

Silk'n®

GLASSPEDI

FTC05




EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO


EN USER MANUAL
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
FR MODE D'EMPLOI
NL GEBRUIKSAANWIJZING
ES MANUAL DE USUARIO
IT MANUALE D'USO
TR KULLANIM KILAVUZU
PT MANUAL DO UTILIZADOR

DA BRUGERMANUAL
NO BRUKERHÅNDBOK
SV ANVÄNDARMANUAL
CS NÁVOD K POUŽITÍ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
LT VARTOTOJO VADOVAS
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


A



B



C



Legal notice

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silkn Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silkn Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Table of contents

I	Package contents/device parts	5
2	General information	5
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	5
3	Safety	6
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	6
4	Checking the product and package contents	10
5	Charging	10
6	Operation	11
6.1	Attaching or replacing the grinding disc	11
6.2	Using the product	12
7	Cleaning	12
8	Storage	13
9	Troubleshooting	13
10	Technical data	13
11	Disposal	14
11.1	Disposing of the packaging	14
11.2	Disposing of the product	14
12	Warranty	15
13	Customer service	15

1 Package contents/device parts

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Fine grinding disc* | 5 Charging port |
| 2 Grinding head | 6 Medium grinding disc |
| 3 Display | 7 Coarse grinding disc |
| 4 Operation button | 8 USB charging cable |

*Already attached to the grinding head.

2 General information

2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this GlassPedi (hereafter referred to as the "product"), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



This symbol identifies voltage and the current rating for direct current.

3 Safety

3.1 Proper use

The product is exclusively designed for removing calluses on the feet. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes.

Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

3.2 Safety instructions

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only use the product with the supplied USB charging cable.
- The product must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the product.
- Do not use the product if it is damaged or if the USB charging cable is defective.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that comply with the original

device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.

- Keep the product and USB charging cable away from water or other liquids.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the USB charging cable when you are not charging the product.
- Never touch the USB charging cable with wet or damp hands.
- Never insert any objects into the housing.
- Keep all parts of the product away from open flames and hot surfaces.
- Lay the USB charging cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not pull the USB charging cable out of the USB power source by the cord; instead, always pull it out by the cable plug.
- Do not kink the USB charging cable and do not lay it over sharp edges.
- Only use the product indoors.
- Do not use the product while charging.



WARNING! RISK OF INJURY!

- The product can be used by children aged from 8 years and above and persons with

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by unsupervised children.

- Keep children under the age of 8 away from the product and USB cable.
- Make sure that children do not play with the plastic wrapping. They may get caught in it when playing and suffocate.
- Only use the product after the grinding disc is properly installed.
- Only use the product on your feet to treat calloused skin. Do not use it on other parts of the body and on soft or thin parts of the skin.
- Only use the product for dry treatment of skin (do not use any additives such as oils or lotions).
- Do not continuously treat one spot of your skin for more than 2 to 3 seconds at a time.
- Do not use the product directly on or near open wounds and inflamed areas of the skin or to remove warts.
- Immediately stop using the product if you experience pain or skin irritation.

- Consult a doctor if you are not sure whether the product is suitable for you (e.g. you suffer from skin diseases or diabetes, you are pregnant, or you are using a pacemaker).
- For hygienic reasons, the product should only be used by one person.
- Keep the product away from hair, wigs and other long flexible objects, e.g. shoelaces, threads, textile fibres.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- If battery fluid comes into contact with skin, eyes or mucous membrane, wash and rinse the affected areas immediately with clean water. Consult a physician if necessary.
- The battery must not be disassembled, short-circuited or thrown into a fire.
- Do not try to remove the battery from the product. This product contains batteries that are non-replaceable.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Keep the product away from open fire, hot surfaces, high temperatures or the effects of the weather (e.g. rain).
- Do not place the product on the edge of a surface to avoid dropping.

- Only use the product with the original accessories.
- Never fill the housing of the product with liquid.
- Stop using the product if its parts exhibit cracks or breaks or are deformed. Only replace damaged parts with corresponding original spare parts.

4 Checking the product and package contents

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
1. Take the product out of the packaging.
 2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
 3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

5 Charging

WARNING! RISK OF INJURY!

- Charge only with the supplied USB charging cable.
- Only charge the product at temperatures between 0 and 40 °C.



- Fully charge the product before first use and when the battery power is low.
- The remaining battery power level shows in the display **3** (indicated by a number of percentage).
Recharge the product when the battery power is low.
- The product cannot be used during charging.

1. Plug the smaller end of the USB charging cable **8** into the charging port **5**.
2. Plug the larger end of the USB charging cable into the USB port of a compatible USB power source (not included) (e.g. USB wall adapter, 5 V DC, 1 A).
3. If a USB wall adapter is used, plug it into a mains socket.
Charging starts automatically. The current battery power level shows in the display (indicated by a number of percentage).
4. When charging is done, unplug the USB wall adapter from the mains socket and disconnect the USB charging cable from the charging port.

6 Operation



- Before treating an area of your feet for the first time, perform a skin sensitivity test on a spot on your foot for maximum 3 seconds. Start your treatment only if there is no adverse reaction.
- You can purchase new grinding discs on our website at www.silkn.eu.

6.1 Attaching or replacing the grinding disc

The product includes 3 grinding discs **1/6/7** (fine, medium and coarse). Start with the fine grinding disc until you are sure there is no adverse reaction.

1. Pull the cover of the grinding head **2** upwards to remove it (see step 1 in **Fig. B**).
2. Remove the attached grinding disc from the product (see step 2 in **Fig. B**).
3. Gently push the desired grinding disc onto the spindle of the grinding head until it locks into place.
4. Attach the cover of the grinding head back onto the product.

6.2 Using the product

1. Make sure your feet are clean and completely dry.
2. Press and hold the operation button **4** until the product starts operation. The product is now turned on at a low speed.
3. Press the operation button again to change the operation to a high speed if needed.

The indicator light in the display **3** turns on when the product operates at a high speed.

You can press the operation button repeatedly to change between the speed levels during operation.

4. Move the grinding head **2** over the parts of your skin you intend to remove callus. In the process, apply gentle pressure and only keep the grinding disc **1/6/7** on a spot on your skin for 2 to 3 seconds at a time, then check the result (see **Fig. C**).
 5. When done, press and hold the operation button until the product switches off.
- The product has a memory function, remembering the last selected operation speed for next use.

7 Cleaning

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Always unplug the product from the power source before cleaning.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers, and the like.

Clean the product after each use.

1. Make sure the product is turned off and is not being charged.
2. Pull the cover of the grinding head **2** upwards to remove it (see step 1 in **Fig. B**).

3. Remove the attached grinding disc **(1)**/**(6)**/**(7)** from the product (see step 2 in **Fig. B**).
4. Use a soft brush to clean the grinding disc and the inside of the grinding head.
5. Use a damp cloth to wipe off all parts of the product.
6. Wipe dry all parts of the product after cleaning.

8 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Store the product so that it is not accessible to children.
- For best protection, store the product in its original packaging.

9 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not operate.	• Make sure the product is properly charged. • Make sure the product is not connected to a USB power source. The product does not work while charging.
The product does not charge.	• Make sure the USB charging cable is securely connected between the charging port and the USB power source. • In case a USB wall adapter is used for charging, make sure it is compatible with the product (5 V DC, 1 A).

10 Technical data

Model:	FTC05
Voltage:	5 V DC, 1 A
Power:	2.5 W
Battery capacity:	1,300 mAh (lithium)

Speed settings:	2 (low / high)
Rotation speed:	4,050 rpm (low speed) 5,500 rpm (high speed)
Charging time:	2.5 hours
Use time:	Approx. 300 min (low speed) Approx. 250 min (high speed)
Weight:	164 g
Dimensions (L × W × H):	16.5 × 4.4 × 4.2 cm

II Disposal

II.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

II.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



Old appliances may not be disposed of in the household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county.** This ensures that old appliances are recycled

in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances* or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be disposed of in an

environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Note: The battery must be removed by a qualified specialist for separate disposal. Do not attempt to open or disassemble the product in order to remove the battery yourself. Note for qualified specialists: To remove the battery, switch off the product and unplug it from any charging source. Then open the housing of the product and take out the rechargeable battery.

12 Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

13 Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: www.silkn.eu. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Service number: 0906-2130009 / +31 (0) 180330550

Email: customercareuk@silkn.eu / info@silkn.eu

Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silkn'n und das Silkn'-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhaltsverzeichnis

DE

I	Lieferumfang/Geräteteile	18
2	Allgemeines	18
2.1	Lesen und Aufbewahren der Bedienungsanleitung	18
2.2	Symbolerklärung	18
3	Sicherheit	19
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	19
3.2	Sicherheitshinweise	19
4	Produkt und Lieferumfang prüfen	24
5	Laden	25
6	Bedienung	25
6.1	Hornhaut-Entfernungsscheiben anbringen oder wechseln	26
6.2	Gebrauch des Produkts	26
7	Reinigung	27
8	Aufbewahrung	27
9	Fehlersuche	28
10	Technische Daten	28
11	Entsorgung	29
11.1	Entsorgen der Verpackung	29
11.2	Entsorgen des Produkts	29
12	Garantieinformationen	30
13	Kundenservice	30

I Lieferumfang/Geräteteile

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Hornhaut-Entfernungsscheibe (fein)* | 5 Ladeanschluss |
| 2 Schleifkopf | 6 Hornhaut-Entfernungsscheibe (mittel) |
| 3 Display | 7 Hornhaut-Entfernungsscheibe (grob) |
| 4 Bedientaste | 8 USB-Ladekabel |

*Bereits am Schleifkopf befestigt.

2 Allgemeines

2.1 Lesen und Aufbewahren der Bedienungsanleitung



Diese Betriebsanleitung ist dem GlassPedi (nachfolgend das „Produkt“) beigelegt und beinhaltet wichtige Informationen zur Einrichtung und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



! WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

DE

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Handhabung und Gebrauch.



Lesen der Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol kennzeichnet die Bemessungsspannung und den Bemessungsstrom für Gleichstrom.

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Entfernen von Hornhaut an den Füßen vorgesehen. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3.2 Sicherheitshinweise

WARNUNG! STROMSCHLAGEGFAHR!

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel.
- Das Produkt darf nur mit einer Sicherheitskleinspannung gemäß der Markierung auf dem Produkt betrieben werden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder das

USB-Ladekabel defekt ist.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Halten Sie das Produkt und das USB-Ladekabel von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie immer das USB-Ladekabel, wenn Sie das Produkt nicht laden.
- Fassen Sie das USB-Ladekabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Halten Sie alle Teile des Produkts von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.

- Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das USB-Ladekabel nicht am Kabel aus der USB-Stromquelle, sondern fassen Sie immer den Stecker des Kabels an.
- Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht beim Laden.



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Produkt und vom USB-Kabel fern.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Verwenden Sie das Produkt erst, wenn die Hornhaut-Entfernungsscheibe richtig angebracht ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur zur Behandlung von verhärteter Haut an den Füßen. Verwenden Sie es nicht an anderen Körperteilen und an weichen oder dünnen Hautpartien.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die Trockenbehandlung der Haut (verwenden Sie keine Zusätze wie Öle oder Lotionen).
- Behandeln Sie einzelne Hautstellen jeweils maximal 2 bis 3 Sekunden lang am Stück.
- Verwenden Sie das Produkt nicht direkt auf oder in der Nähe von offenen Wunden und entzündeten Bereichen der Haut oder zum Entfernen von Warzen.
- Wenn bei Ihnen Schmerzen oder Reizungen auftreten, verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr.
- Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob das Produkt für Sie geeignet ist (wenn Sie beispielsweise an Hautkrankheiten oder Diabetes leiden, wenn Sie schwanger sind oder wenn Sie

einen Herzschrittmacher tragen).

DE

- Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer Person verwendet werden.
- Halten Sie das Produkt von Haaren, Perücken und anderen langen, beweglichen Gegenständen wie Schnürsenkeln, Fäden, Textilfasern usw. fern.
- Bei missbräuchlicher Verwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten – vermeiden Sie den Kontakt damit. Aus Batterien austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit Batterief Flüssigkeit, waschen und spülen Sie die betreffenden Stellen unverzüglich mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie aus dem Produkt herauszunehmen. Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, heißen Oberflächen, hohen Temperaturen

oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) fern.

- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand einer Oberfläche, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem Originalzubehör.
- Befüllen Sie das Gehäuse des Produkts niemals mit Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.

4 Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

5 Laden

DE

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel zum Laden.
 - Laden Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C.
-  • Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwacher Akkuleistung vollständig auf.
- Die verbleibende Akkuleistung wird auf dem Display  angezeigt (dargestellt durch eine Prozentzahl). Laden Sie das Produkt bei schwacher Akkuleistung auf.
- Während des Ladens darf das Produkt nicht verwendet werden.
1. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Ladekabels  in den Ladeanschluss .
 2. Stecken Sie zum Laden das größere Ende des USB-Ladekabels in den USB-Anschluss einer geeigneten USB-Stromquelle (nicht enthalten) (z. B. ein USB-Wandadapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Wird ein Wandadapter verwendet, stecken Sie diesen in eine Netzbuchse.
Der Ladevorgang startet automatisch. Die aktuelle Akkuleistung wird auf dem Display angezeigt (dargestellt durch eine Prozentzahl).
 4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den USB-Wandadapter aus der Netzbuchse heraus und trennen das USB-Ladekabel von dem Ladeanschluss.

6 Bedienung

-  • Bevor Sie einen Bereich an den Füßen zum ersten Mal behandeln, führen Sie maximal 3 Sekunden lang an einer Stelle einen Hautverträglichkeitstest durch. Beginnen Sie nur dann mit der Behandlung, wenn keine Nebenwirkungen auftreten.
- Auf unserer Website unter www.silkn.eu können Sie neue Hornhaut-Entfernungsscheiben kaufen.

6.1 Hornhaut-Entfernungsscheiben anbringen oder wechseln

Zum Produkt gehören 3 Hornhaut-Entfernungsscheiben **1/6/7** (fein, mittel und grob). Beginnen Sie mit der feinen Hornhaut-Entfernungsscheibe, bis Sie sicher sind, dass Sie die Behandlung gut vertragen.

1. Ziehen Sie zum Abnehmen des Deckels des Schleifkopfs **2** diesen nach oben (siehe Schritt 1 in der **Abb. B**).
2. Nehmen Sie die aufgebrachte Schleifscheibe vom Produkt ab (siehe Schritt 2 in der **Abb. B**).
3. Drücken Sie die gewünschte Scheibe sanft auf die Welle des Schleifkopfes, bis sie einrastet.
4. Jetzt geben Sie den Deckel des Schleifkopfs wieder zurück auf das Produkt.

6.2 Gebrauch des Produkts

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Füße sauber und vollständig trocken sind.
2. Drücken Sie die Bedientaste **4** und halten diese gedrückt, bis sich das Produkt einschaltet. Das Produkt ist nun eingeschaltet und auf niedrige Geschwindigkeit eingestellt.
3. Drücken Sie abermals die Bedientaste, wenn Sie bei Bedarf eine höhere Geschwindigkeit wünschen.

Die Kontrollleuchte auf dem Display **3** geht an, wenn das Produkt die höhere Geschwindigkeit erreicht hat.

Sie können die Bedientaste bei der Behandlung mehrmals drücken, um die jeweils gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.

4. Führen Sie den Schleifkopf **2** über die Hautpartien, von denen Sie Hornhaut entfernen möchten. Üben Sie dabei leichten Druck aus und wenden Sie die Hornhaut-Entfernungsscheibe **1/6/7** jeweils maximal 2 bis 3 Sekunden auf einer Hautstelle an. Prüfen Sie dann das Ergebnis (siehe **Abb. C**).
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Bedientaste und halten sie gedrückt, bis sich das Produkt abschaltet.

Das Produkt hat eine Speicherfunktion. Es speichert die zuletzt ausgewählte Geschwindigkeit für den nächsten Gebrauch ab.

7 Reinigung

DE



WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR!

- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer von der Stromquelle.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metallborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist und sich nicht im Ladevorgang befindet.
2. Ziehen Sie zum Abnehmen des Deckels des Schleifkopfs **2** diesen nach oben (siehe Schritt 1 in der **Abb. B**).
3. Nehmen Sie die aufgebrauchte Schleifscheibe **1/6/7** vom Produkt ab (siehe Schritt 2 in der **Abb. B**).
4. Reinigen Sie die Schleifscheibe und die Innenseite des Schleifkopfs mit einer weichen Bürste.
5. Mit einem feuchten Tuch wischen Sie dann alle Partikel vom Produkt ab.
6. Trocknen Sie nach der Reinigung alle Teile des Produkts ab.

8 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.
- Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf, um es bestmöglich zu schützen.

9 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	• Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß geladen ist. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit einer USB-Stromquelle verbunden ist. Das Produkt funktioniert während des Ladens nicht.
Das Produkt lässt sich nicht laden.	• Stellen Sie sicher, dass das USB-Ladekabel sicher zwischen dem Ladeanschluss und der USB-Stromquelle angeschlossen ist. • Achten Sie, wenn Sie zum Laden einen USB-Wandadapter verwenden, darauf, dass er mit dem Produkt kompatibel ist (5 V DC, 1 A).

10 Technische Daten

Modell:	FTC05
Spannung:	5 V DC, 1 A
Stromversorgung:	2,5 W
Akkukapazität:	1.300 mAh (Lithium)
Geschwindigkeitseinstellungen:	2 (niedrig/hoch)
Rotationsgeschwindigkeit:	4.050 rpm (langsam) 5.500 rpm (schnell)
Ladedauer:	2,5 Stunden
Nutzungsdauer:	ca. 300 Minuten (langsam) ca. 250 Minuten (schnell)
Gewicht:	164 g
Abmessungen (L × B × T):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

II Entsorgung

DE II.1 Entsorgen der Verpackung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

II.2 Entsorgen des Produkts

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)
WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE 17485055



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel**

abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, sämtliche Batterien und Akkus – ganz gleich, ob sie gefährliche Stoffe* enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtbezirks oder bei einem Händler abzugeben, sodass sie umweltfreundlich entsorgt werden können.

Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle, und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Hinweis: Die Batterie muss von einem qualifizierten Fachmann herausgenommen und separat entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder auseinanderzubauen, um die Batterie selbst herauszunehmen. Hinweis für qualifizierte Fachleute:

Zum Herausnehmen der Batterie bitte das Produkt ausschalten und es von der Ladequelle trennen. Dann das Gehäuse des Produkts öffnen und die wiederaufladbare Batterie herausnehmen.

DE

I2 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

I3 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservice@silkn.eu / info@silkn.eu

Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Table des matières

I	Contenu de la livraison/pièces de l'appareil	33
2	Généralités	33
2.1	Lire et conserver le manuel d'utilisation	33
2.2	Explication des symboles	33
3	Sécurité	34
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	34
3.2	Consignes de sécurité	34
4	Vérifier le produit et le contenu de la livraison	39
5	Charger	39
6	Manipulation	40
6.1	Monter ou changer les disques exfoliants	40
6.2	Utilisation du produit	41
7	Nettoyage	41
8	Rangement	42
9	Recherche d'erreurs	42
10	Données techniques	43
11	Élimination	43
11.1	Élimination de l'emballage	43
11.2	Élimination du produit	43
12	Garantie	44
13	Service à la clientèle	45

I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

FR

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 Disque exfoliant (fin)* | 5 Prise de chargement |
| 2 Tête exfoliante | 6 Disque exfoliant (moyen) |
| 3 Écran | 7 Disque exfoliant (grossier) |
| 4 Touche de commande | 8 Câble de recharge USB |

* Déjà fixé à la tête exfoliante.

2 Généralités

2.1 Lire et conserver le manuel d'utilisation



Ce mode d'emploi est fourni avec le GlassPedi (ci-après dénommé le « produit ») et contient des informations importantes sur sa configuration et son utilisation.

Veuillez lire d'abord le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

AVIS !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Lisez le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Ce symbole indique la tension nominale et le courant nominal pour le courant continu.

3 Sécurité

3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est exclusivement prévu pour éliminer la corne des pieds. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle.

Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

3.2 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- N'utilisez le produit qu'avec le câble de recharge USB fourni.
- Le produit doit être utilisé uniquement avec une très basse tension de sécurité, conformément au marquage apposé sur le produit.
- Ne mettez pas le produit en service s'il est endommagé ou si le câble de recharge USB

est défectueux.

FR

- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
- Tenez le produit et le câble de recharge USB à l'écart de l'eau et des liquides.
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le câble de recharge USB lorsque vous ne chargez pas le produit.
- Ne saisissez jamais le câble de recharge USB avec les mains mouillées ou humides.
- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.
- Tenez éloignées toutes les pièces du produit de flammes nues et de surfaces chaudes.

- Placez le câble de recharge USB de façon à ce qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne retirez jamais le câble de recharge USB de la source d'alimentation en tirant sur le câble, mais saisissez toujours la fiche du câble.
- Ne pliez pas le câble de recharge USB et ne le posez pas sur des bords coupants.
- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes ayant un manque d'expérience et de connaissances si elles sont supervisées ou formées à l'utilisation en toute sécurité du produit et si elles comprennent les dangers associés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenez les enfants de moins de 8 ans éloignés du produit et du câble USB.

- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'emballage en plastique. Ils peuvent se prendre dedans et s'étouffer en jouant avec celui-ci.
- N'utilisez le produit qu'une fois que le disque exfoliant est correctement fixé.
- N'utilisez le produit que pour traiter la peau durcie des pieds. Ne l'utilisez pas sur d'autres parties du corps ou sur une peau douce ou fine.
- Utilisez le produit uniquement pour le traitement des peaux sèches (n'utilisez pas d'additifs tels que des huiles ou des lotions).
- Traitez les différentes zones de la peau pendant 2 à 3 secondes max. à la fois.
- N'utilisez pas le produit directement ou à proximité de plaies ouvertes et d'irritations cutanées ou pour éliminer des verrues.
- Si vous ressentez une douleur ou une irritation, cessez immédiatement d'utiliser le produit.
- Consultez un médecin si vous n'êtes pas sûr(e) que le produit vous convienne (par exemple, si vous souffrez de maladies de la peau ou de diabète, si vous êtes enceinte ou si vous portez un pacemaker).
- Pour des raisons d'hygiène, le produit ne doit être utilisé que par une seule personne.

- Éloignez le produit des cheveux, des perruques et d'autres objets longs et flexibles, par ex. cordelettes, fils, fibres textiles, etc.
- Si le produit n'est pas utilisé correctement, du liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact avec celui-ci. Le liquide s'écoulant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux ou les muqueuses, lavez et rincez immédiatement les endroits concernés à l'eau propre. Consultez un médecin si nécessaire.
- Les batteries ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées dans le feu.
- N'essayez pas de retirer la batterie du produit. Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Tenez le produit éloigné des feux ouverts, surfaces chaudes, températures élevées ou intempéries (par ex. pluie).
- Ne placez pas le produit sur le bord d'une surface pour éviter qu'il ne tombe.
- Utilisez le produit uniquement avec les accessoires d'origine.

- Ne versez jamais de liquides dans le boîtier du produit.
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine correspondantes.

4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.

1. Retirez le produit de l'emballage.
2. Assurez-vous que la livraison est complète (voir **fig. A**).
3. Contrôlez si le produit ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

5 Charger

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- N'utilisez que le câble de recharge USB fourni pour le chargement.
- Chargez le produit uniquement à des températures comprises entre 0 et 40 °C.



- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et lorsque la batterie est faible.
 - Le niveau de batterie restant s'affiche sur l'écran **3** (représenté par un signe de pourcentage). Rechargez le produit lorsque la batterie est faible.
 - Le produit ne doit pas être utilisé pendant qu'il charge.
1. Branchez le plus petit bout du câble de recharge USB **8** sur la prise de chargement **5**.
 2. Pour le chargement, branchez le bout le plus large du câble de recharge USB dans le port USB d'une source d'alimentation USB appropriée (non incluse) (par exemple, un adaptateur mural USB, 5 V CC, 1 A).
 3. Si un adaptateur mural est utilisé, veuillez le brancher sur une prise de réseau.
Le processus de chargement démarre automatiquement. Le niveau de batterie actuel s'affiche sur l'écran (représenté par un signe de pourcentage).
 4. Lorsque le chargement est terminé, débranchez l'adaptateur mural USB de la prise de réseau et déconnectez le câble de recharge USB de la prise de recharge.

6 Manipulation



- Avant de traiter pour la première fois une zone de la peau des pieds, testez la tolérance cutanée sur une zone pendant 3 secondes au maximum. Ne commencez le traitement que s'il n'y a pas d'effets secondaires.
- Vous pouvez acheter de nouveaux disques exfoliants sur notre site www.silkkn.eu.

6.1 Monter ou changer les disques exfoliants

Ce produit comprend 3 disques exfoliants **1/6/7** (fin, moyen et grossier). Commencez par utiliser le disque exfoliant fin jusqu'à ce que vous soyez certain de bien supporter le traitement.

1. Pour retirer le couvercle de la tête exfoliante **2**, tirez-le vers le haut (voir étape 1 de la **fig. B**).
2. Retirez le disque exfoliant fixé sur le produit (voir étape 2 de la **fig. B**).
3. Insérez doucement le disque souhaité sur l'arbre de la tête exfoliante jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Remettez maintenant le couvercle de la tête exfoliante sur le produit.

6.2 Utilisation du produit

1. Assurez-vous que vos pieds sont propres et entièrement secs.
2. Appuyez sur la touche de commande **4** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le produit s'allume. Le produit est maintenant mis en marche et réglé sur une vitesse lente.
3. Appuyez à nouveau sur la touche de commande si, au besoin, vous souhaitez augmenter la vitesse.

Le voyant lumineux s'allume sur l'écran **3** dès que le produit a atteint la vitesse supérieure.

Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche de commande pendant le traitement afin de régler la vitesse souhaitée.

4. Passez la tête exfoliante **2** sur les zones de peau dont vous souhaitez éliminer les callosités. Exercez une légère pression et appliquez le disque exfoliant **1/6/7** sur une zone de la peau à la fois pendant 2 à 3 secondes max. Vérifiez ensuite le résultat (voir **fig. C**).
 5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de commande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le produit s'éteigne.
- Le produit dispose d'une fonction de mémoire. Il enregistre la dernière vitesse sélectionnée pour la prochaine utilisation.

7 Nettoyage

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Toujours déconnecter le produit de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage.

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.

Nettoyez le produit après chaque utilisation.

1. Assurez-vous que le produit est arrêté et qu'il n'est pas en train de charger.
2. Pour retirer le couvercle de la tête exfoliante **(2)**, tirez-le vers le haut (voir étape 1 de la **fig. B**).
3. Retirez le disque exfoliant fixé sur le produit **(1)/(6)/(7)** (voir étape 2 de la **fig. B**).
4. Nettoyez le disque exfoliant et l'intérieur de la tête exfoliante à l'aide d'une brosse douce.
5. Éliminez ensuite toutes les particules du produit à l'aide d'un chiffon humide.
6. Après le nettoyage, séchez toutes les pièces du produit.

8 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.
- Conservez le produit dans son emballage d'origine afin de le protéger au mieux.

9 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que le produit est correctement chargé. • Assurez-vous que le produit n'est pas branché à une source d'alimentation USB. Le produit ne fonctionne pas pendant le chargement.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne peut pas être chargé.	- Assurez-vous que le câble de recharge USB soit bien branché entre la prise de recharge et la source d'alimentation USB. - Si vous utilisez un adaptateur mural USB pour le chargement, veillez à ce qu'il soit compatible avec le produit (5 V CC, 1 A).

10 Données techniques

Modèle :	FTC05
Tension :	5 V CC, 1 A
Alimentation électrique :	2,5 W
Capacité de la batterie :	1 300 mAh (Lithium)
Réglages de la vitesse :	2 (faible/élevée)
Vitesse de rotation :	4 050 tr/min (lent) 5 500 tr/min (rapide)
Durée de chargement :	2,5 heures
Durée d'utilisation :	env. 300 minutes (lent) env. 250 minutes (rapide)
Poids :	164 g
Dimensions (L × l × h) :	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

11 Élimination

11.1 Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

11.2 Élimination du produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !

Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.** Ceci

garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

Ne pas jeter les piles et les batteries usagées avec les déchets ménagers !



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et batteries (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses*) à un point de collecte municipal ou à un revendeur afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

Apportez le produit complet (y compris la batterie) à votre point de collecte et assurez-vous que la batterie est déchargée !

*repéré par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Avis : La batterie doit être retirée et éliminée séparément par un professionnel qualifié. N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter le produit pour retirer la batterie vous-même. Remarque à l'attention des professionnels qualifiés : pour retirer la batterie, veuillez éteindre le produit et le déconnecter de la source de charge. Ouvrez ensuite le boîtier du produit et retirez la batterie rechargeable.

12 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

13 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : www.silkn.eu.

FR

Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu.

France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : serviceconsommateurfr@silkn.eu

Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : serviceconsommateurbe@silkn.eu

Juridische kennisgeving

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silkn Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silkn Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhoud

I	Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat	48
2	Algemeen	48
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	48
2.2	Verklaring van symbolen	48
3	Veiligheid	49
3.1	Reglementair gebruik	49
3.2	Veiligheidsinstructies	49
4	Product en verpakkingsinhoud controleren	54
5	Laden	54
6	Bediening	55
6.1	Eeltverwijderingsschijven aanbrengen of vervangen	55
6.2	Gebruik van het product	55
7	Reiniging	56
8	Bewaring	57
9	Fouten opsporen	57
10	Technische gegevens	57
11	Afvoer	58
11.1	Afvoeren van de verpakking	58
11.2	Afvoeren van het product	58
12	Garantie	59
13	Klantenservice	59

I Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Eeltverwijderingssch (fijn)* | 5 Laadaansluiting |
| 2 Slijpkop | 6 Eeltverwijderingsschijf (middel) |
| 3 Display | 7 Eeltverwijderingsschijf (grof) |
| 4 Bedieningstoets | 8 USB-oplaadkabel |

*Al op de slijpkop bevestigd.

2 Algemeen

2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing wordt geleverd bij de GlassPedi (hierna het “product”) en bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en bediening.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool biedt u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lezen van de gebruiksaanwijzing.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Dit symbool duidt de nominale spanning en de ingangsstroom voor gelijkstroom aan.

3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van de eelt aan de voeten. Het is alleen bestemd voor privégebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden.

Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

3.2 Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Gebruik het product alleen met de meegeleverde USB-oplaadkabel.
- Gebruik het product uitsluitend met een extra lage veiligheidsspanning volgens de markering op het product.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is of als de USB-oplaadkabel defect is.
- Open de behuizing niet, maar laat de repa-

ratie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of garantie uitgesloten.

- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke gegevens van het apparaat. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Houd het product en de USB-oplaadkabel uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt, als u het reinigt of bij storingen. Koppel de USB-oplaadkabel altijd los wanneer u het product niet oplaadt.
- Raak de USB-oplaadkabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd alle onderdelen van het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Leg de USB-oplaadkabel zo dat niemand erover kan struikelen.
- Trek de USB-oplaadkabel niet aan de kabel

uit de USB-stroombron, maar houd altijd de stekker van de kabel vast.

- Knik de USB-oplaadkabel niet en leg deze niet over scherpe randen.
- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het product en de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Houd kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het product en de USB-kabel.
- Zorg ervoor dat kinderen niet spelen met de plastic verpakking. Ze kunnen er bij het spelen verstrikt in raken en stikken.
- Gebruik het product pas wanneer de eeltverwijderingsschijf correct is aangebracht.

- Gebruik het product uitsluitend voor de behandeling van verharde huid op de voeten. Gebruik het niet op andere delen van het lichaam en op de zachte of dunne huid.
- Gebruik het product alleen voor de droge behandeling van de huid (gebruik geen extra producten zoals olie of lotion).
- Behandel de afzonderlijke delen van de huid telkens gedurende een maximale ononderbroken tijd van 2 tot 3 seconden.
- Gebruik het product niet direct op of in de buurt van open wonden en ontstekingen van de huid of voor de verwijdering van wratten.
- Als u pijn of irritatie ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Richt u tot een arts als u er niet zeker van bent dat het product voor u geschikt is (wanneer u bijvoorbeeld lijdt aan een huidziekte of diabetes, wanneer u zwanger bent of een pacemaker draagt).
- Om hygiënische redenen mag het product slechts door één persoon worden gebruikt.
- Houd het product uit de buurt van haar, pruiken en andere lange, beweeglijke voorwerpen, zoals veters, draden, textielvezels, enz.

- Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij vrijkomen. Vermijd contact hiermee. Vloeistof die vrijkomt uit batterijen kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
- Bij contact van de huid, ogen of slijmvliezen met batterijvloeistof wast en spoelt u de betreffende plek onmiddellijk met schoon water. Raadpleeg eventueel een arts.
- Batterijen mogen niet worden gedemonteerd, kortsluiting maken of in het vuur worden gegooid.
- Probeer niet de batterij uit het product te halen. Dit product bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Houd het product uit de buurt van open vuur, hete oppervlakken, hoge temperaturen of weersinvloeden (bijv. regen).
- Plaats het product niet op de rand van een oppervlak om te voorkomen dat het valt.
- Gebruik het product uitsluitend met de originele accessoires.
- Vul de behuizing van het product nooit met vloeistoffen.
- Gebruik het product niet langer als de kunststof onderdelen gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend door passende originele reserveonderdelen.

4 Product en verpakkingsinhoud controleren

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.
1. Neem het product uit de verpakking.
 2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
 3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

5 Laden



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel om het product op te laden.
 - Laad het product op bij een temperatuur tussen 0 en 40 °C.
- 
 - Laad het product volledig op voorafgaand aan het eerste gebruik en als de accu bijna leeg is.
 - De resterende accucapaciteit wordt weergegeven op het display **3** (uitgedrukt in een percentage). Laad het product op als de accucapaciteit laag is.
 - Het product mag niet worden gebruikt tijdens het opladen.
1. Steek het kleinere uiteinde van de USB-oplaadkabel **8** in de laadaansluiting **5**.

2. Steek om op te laden het grotere uiteinde van de USB-oplaadkabel in de USB-aansluiting van een geschikte USB-stroombron (niet meegeleverd) (bijv. een USB-wandadapter; 5 V DC, 1 A).
3. Als u een wandadapter gebruikt, sluit deze dan aan op een stopcontact.
Het opladen start automatisch. De huidige accucapaciteit wordt weergegeven op het display (uitgedrukt in een percentage).
4. Als het opladen is beëindigd, haal dan de stekker van de USB-wandadapter uit het stopcontact en koppel de USB-oplaadkabel los van de laadaansluiting.

6 Bediening



- Voer een huidverdraagzaamheidstest van maximaal 3 seconden uit op één plek, voordat u een gebied op de voeten voor de eerste keer behandelt. Begin alleen met de behandeling wanneer geen bijwerkingen optreden.
- U kunt nieuwe eeltverwijderingsschijven kopen op onze website www.silkkn.eu.

6.1 Eeltverwijderingsschijven aanbrengen of vervangen

Bij het product horen 3 eeltverwijderingsschijven **1/6/7** (fijn, medium en grof). Begin met de fijne eeltverwijderingsschijf tot u zeker bent dat u de behandeling goed verdraagt.

1. Trek het deksel van de slijpkop **2** naar boven om het te verwijderen (zie stap 1 in op **afb. B**).
2. Verwijder de aangebrachte slijpschijf van het product (zie stap 2 op **afb. B**).
3. Druk de gewenste schijf zachtjes op de as van de slijpkop totdat hij vastklikt.
4. Plaats het deksel van de slijpkop nu weer terug op het product.

6.2 Gebruik van het product

1. Zorg ervoor dat uw voeten schoon en volledig droog zijn.
2. Druk op de bedieningstoets **4** en houd deze ingedrukt totdat het product inschakelt. Het product is nu ingeschakeld en ingesteld op een lage snelheid.
3. Druk nogmaals op de bedieningstoets als u een hogere snelheid wenst.

Het controlelampje op het display **3** gaat branden als het product de hogere snelheid heeft bereikt.

U kunt tijdens de behandeling meerdere keren op de bedieningstoets drukken om de respectieve gewenste snelheid in te stellen.

4. Beweeg de slijpkop **2** over de huidgedeeltes waarvan u eelt wilt verwijderen. Oefen daarbij een lichte druk uit en gebruik de eeltverwijderingsschijf **1**/**6**/**7** telkens maximaal 2 tot 3 seconden op één stukje huid. Controleer daarna het resultaat (zie **afb. C**).
5. Als u klaar bent, drukt u op de bedieningstoets en houdt deze ingedrukt totdat het product uitschakelt.
Het product heeft een geheugenfunctie. Het slaat de laatst gekozen ingestelde snelheid op voor het volgende gebruik.

7 Reiniging



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Koppel het product altijd los van de stroomvoorziening alvorens het te reinigen.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen borstelharen en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.

Reinig het product na ieder gebruik.

1. Zorg ervoor dat het product uitgeschakeld is en niet aan het opladen is.
2. Trek het deksel van de slijpkop **2** naar boven om het te verwijderen (zie stap 1 in op **afb. B**).
3. Verwijder de aangebrachte slijpschijf **1**/**6**/**7** van het product (zie stap 2 op **afb. B**).
4. Reinig de slijpschijf en de binnenkant van de slijpkop met een zachte borstel.

5. Veeg vervolgens alle deeltjes van het product met een vochtige doek.
6. Droog na het reinigen alle onderdelen van het product af.

8 Bewaring

Voor het bewaren moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Berg het product op een schone en droge plaats op waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Bewaar het product zodanig dat het onbereikbaar is voor kinderen.
- Bewaar het product in de originele verpakking om het zo goed mogelijk te beschermen.

9 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	• Zorg ervoor dat het product juist is geladen. • Zorg ervoor dat het product niet met een USB-stroomvoorziening is verbonden. Het product functioneert niet tijdens het opladen.
Het product kan niet worden opgeladen.	• Zorg ervoor dat de USB-oplaadkabel correct met de oplaadaansluiting en de USB-stroomvoorziening verbonden is. • Als u een USB-wandadapter gebruikt om op te laden, controleer dan of deze compatibel is met het product (5 V DC, 1 A).

10 Technische gegevens

Model:	FTC05
Spanning:	5 V DC, 1 A
Stroomvoorziening:	2,5 W
Accuvermogen:	1.300 mAh (lithium)

Snelheidsinstellingen:	2 (laag/hoog)
Rotatiesnelheid:	4.050 tpm (langzaam) 5.500 tpm (snel)
Oplaadduur:	2,5 uur
Gebruiksduur:	ca. 300 minuten (langzaam) ca. 250 minuten (snel)
Gewicht:	164 g
Afmetingen (L × B × D):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

II Afvoer

II.1 Afvoeren van de verpakking



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

II.2 Afvoeren van het product

(Geldt voor de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u dit volgens de in uw land geldende regelingen af te voeren.** Zo wordt gegarandeerd

dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, onafhankelijk of deze gevaarlijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt van uw gemeente/stadsdeel of bij een handelaar, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.

Breng het volledige product (inclusief accu) naar uw verzamelpunt en zorg dat de accu leeg is!

*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Let op: De batterij moet door een gekwalificeerd specialist worden verwijderd en apart worden afgevoerd. Probeer niet om het product te openen of uit elkaar te halen om de batterij zelf te verwijderen. Instructie voor gekwalificeerde specialisten: Schakel het product uit en koppel het los van de lader om de batterij te verwijderen. Open vervolgens de behuizing van het product en verwijder de oplaadbare batterij.

NL

12 Garantie

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is altijd bereid u te helpen!

13 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: www.silkn.eu. Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu.

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: klantenservicenl@silkn.eu / info@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

Email: serviceconsommateurbe@silkn.eu / info@silkn.eu

Aviso legal

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

ES

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Índice

ES

I	Volumen de suministro/partes del equipo	62
2	Generalidades	62
2.1	Lea y conserve este manual del usuario	62
2.2	Explicación de símbolos	62
3	Seguridad	63
3.1	Uso apropiado	63
3.2	Indicaciones de seguridad	63
4	Comprobación del producto y del volumen de suministro	68
5	Carga	68
6	Manejo	69
6.1	Montaje o cambio de los discos quitadurezas	69
6.2	Uso del producto	69
7	Limpieza	70
8	Almacenamiento	71
9	Búsqueda de fallos	71
10	Datos técnicos	71
11	Eliminación	72
11.1	Eliminación del embalaje	72
11.2	Eliminación del producto	72
12	Garantía	73
13	Atención al cliente	73

I Volumen de suministro/partes del equipo

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 Disco quitadurezas (fino)* | 5 Puerto de carga |
| 2 Cabezal limador | 6 Disco quitadurezas (medio) |
| 3 Pantalla | 7 Disco quitadurezas (duro) |
| 4 Botón de control | 8 Cable de carga USB |

*Prefijado en el cabezal limador.

ES

2 Generalidades

2.1 Lea y conserve este manual del usuario



Las presentes instrucciones de uso se incluyen con GlassPedi (en lo sucesivo, el «producto») y contienen información importante sobre la configuración y el manejo.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea. Para el extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.



¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y el uso.



Lea las instrucciones de uso.

ES



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Este símbolo indica la tensión nominal y la corriente nominal para corriente continua (CC).

3 Seguridad

3.1 Uso apropiado

El producto está pensado exclusivamente para eliminar las durezas de los pies. Solo está concebido para uso privado, no para el ámbito industrial.

Utilice únicamente el producto de la forma como se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

3.2 Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Utilice el producto únicamente con el cable de carga USB suministrado.
- El producto únicamente puede utilizarse con una tensión baja de seguridad de acuerdo con la marca del producto.
- No ponga el producto en funcionamiento si está dañado o si el cable de carga USB está defectuoso.

- No abra la carcasa y deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con el servicio de atención al cliente. Si se realizan reparaciones en forma independiente, se conecta en forma inadecuada o se utiliza incorrectamente, se perderá todo derecho a garantía.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
- Mantenga el producto y el cable de carga USB alejados del agua u otros líquidos.
- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre el cable de carga USB cuando no esté cargando el producto.
- No toque nunca el cable de carga USB con las manos mojadas o húmedas.
- No inserte objetos en la carcasa.
- Mantenga todas las piezas del producto alejadas del fuego abierto y superficies calientes.
- Tienda el cable de carga USB de forma que no pueda provocar tropiezos.
- No retire el cable de carga USB de la fuente

de corriente USB tirando del cable. En su lugar, agarre siempre el enchufe del mismo.

- No doble el cable de carga USB ni lo coloque encima de bordes afilados.
- Utilice el producto únicamente en interiores.
- No utilice el producto mientras se está cargando.

ES

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por personas con experiencia y conocimientos limitados, siempre y cuando sean supervisadas o instruidas sobre el uso seguro del producto, y siempre y cuando entiendan los peligros asociados con su uso. Los niños no pueden jugar con el producto. La limpieza del equipo y el mantenimiento de usuario no deben realizarse por niños desatendidos.
- Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del producto y del cable USB.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el embalaje de plástico. Si no, es posible que se enreden en la misma y se asfixien.
- Utilice el producto únicamente cuando

el disco quitadurezas esté insertado correctamente.

- Utilice el producto únicamente para eliminar las durezas en los pies. No lo utilice en otras partes del cuerpo ni sobre piel blanda o fina.
- Use el produce solo para el tratamiento de la piel en seco (no aplique aditivos como aceites o lociones).
- Trate cada punto de la piel de 2 a 3 segundos seguidos como máximo.
- No utilice el producto directamente encima o cerca de heridas abiertas e inflamaciones cutáneas o para eliminar verrugas.
- Si aparecen dolores o irritaciones, deje de usar el producto en seguida.
- Diríjase a un médico cuando no esté seguro de si el producto es adecuado para usted (p. ej., si tiene enfermedades de la piel o diabetes, si está embarazada o si lleva marcapasos).
- Por motivos higiénicos, solo una persona debería usar el producto.
- Mantenga el producto alejado del cabello, de pelucas y demás objetos largos y móviles como cordones, hilos y fibras textiles, etc.
- En caso de un uso inadecuado, pueden producirse fugas del líquido de la batería; evite el contacto. El líquido que pudiera

fugarse de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras químicas.

- En caso de que el líquido de la batería entrase en contacto con la piel, los ojos o las mucosas, lave y enjuague las zonas afectadas inmediatamente con agua limpia. Busque asistencia médica si fuera necesario.
- Las baterías no deben desmontarse, cortocircuitarse o arrojarse al fuego.
- No intente retirar la batería del producto. Este producto contiene baterías que no se pueden sustituir.

ES

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Mantenga el producto alejado de las llamas, las superficies calientes, las altas temperaturas o las inclemencias del tiempo (por ejemplo, la lluvia).
- No coloque el producto en el borde de una superficie para evitar que se caiga.
- Utilice el producto solo con accesorios originales.
- No llene nunca la carcasa del producto con líquidos.
- Deje de utilizar el producto, si las piezas de plástico estuvieran rajadas, rotas o deformadas. Los componentes dañados solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales consiguientes.

4 Comprobación del producto y del volumen de suministro

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.

1. Saque el producto del embalaje.
2. Asegúrese de que el suministro esté completo (véase la **fig. A**).
3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

5 Carga

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Utilice únicamente el cable de carga USB suministrado para la carga.
- Cargue el producto únicamente a una temperatura de entre 0 y 40 °C.



- Cargue completamente el producto antes del primer uso y cuando la batería esté baja.
 - El nivel de carga restante se muestra en la pantalla **3** (representado como un porcentaje). Cargue el producto cuando la batería esté baja.
 - El producto no se puede utilizar durante la carga.
1. Conecte el extremo más pequeño del cable de carga USB **8** en el puerto de carga **5**.
 2. Para cargar, inserte el extremo grande del cable de carga USB en el puerto USB de una fuente de corriente USB adecuada (no incluida) (p. ej., un adaptador de red USB, tipo 5 V CC, 1 A).

3. Si se utiliza un adaptador de pared, conéctelo a una toma de red.
El proceso de carga comienza automáticamente. El nivel de carga disponible se muestra en la pantalla (representado como un porcentaje).
4. Cuando haya finalizado el proceso de carga, desenchufe el adaptador de pared USB de la toma de red y desconecte el cable de carga USB del puerto de carga.

6 Manejo



- Antes de tratar una zona de los pies por primera vez, efectúe una prueba de tolerancia cutánea en un punto durante un máximo de 3 segundos. Comience el tratamiento únicamente si no aparecen efectos secundarios.
- En nuestro sitio web www.silk'n.eu puede comprar discos quitadurezas nuevos.

6.1 Montaje o cambio de los discos quitadurezas

El producto está compuesto por 3 discos quitadurezas (1)/(6)/(7) (fino, medio y duro). Comience con el disco quitadurezas fino hasta que esté seguro de que tolera el tratamiento sin problemas.

1. Para retirar la tapa del cabezal limador (2), tire de ella hacia arriba (véase el paso 1 de la **fig. B**).
2. Retire el disco limador del producto (véase el paso 2 de la **fig. B**).
3. Presione suavemente el disco deseado sobre el eje del cabezal limador hasta que encaje.
4. Ahora vuelva a colocar la tapa del cabezal limador sobre el producto.

6.2 Uso del producto

1. Asegúrese de que sus pies estén limpios y completamente secos.
2. Pulse el botón de control (4) y manténgalo pulsado hasta que el producto se encienda. El producto ahora está encendido y ajustado a la velocidad baja.
3. Vuelva a pulsar el botón de control si desea mayor velocidad. La luz indicadora de la pantalla (3) se enciende cuando el producto ha alcanzado la velocidad más alta.
Puede pulsar varias veces el botón de control durante el tratamiento para ajustar la velocidad deseada.

4. Pase el cabezal limador **(2)** por las zonas de la piel en las que desea eliminar las durezas. Ejercer un poco presión y utilice el disco quitadurezas **(1)/(6)/(7)** respectivamente de 2 a 3 segundos como máximo en el mismo punto. Compruebe entonces el resultado (véase la **fig. C**).
5. Cuando haya terminado, pulse el botón de control y manténgalo pulsado hasta que el producto se apague. El producto cuenta con una función de memoria. Guarda la última velocidad seleccionada para el siguiente uso.

7 Limpieza

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Desconecte siempre el producto de la fuente de corriente antes de limpiarlo.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal ni utensilios de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras y similares.

Limpie el producto después de cada uso.

1. Asegúrese de que el producto esté apagado y de que no se encuentre en proceso de carga.
2. Para retirar la tapa del cabezal limador **(2)**, tire de ella hacia arriba (véase el paso 1 de la **fig. B**).
3. Retire el disco limador **(1)/(6)/(7)** del producto (véase el paso 2 de la **fig. B**).
4. Limpie el disco limador y el interior del cabezal limador con un cepillo suave.
5. A continuación, retire todas las partículas del producto con un paño húmedo.
6. Seque todas las piezas del producto después de la limpieza.

8 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños.
- Guarde el producto en el embalaje original para protegerlo lo mejor posible.

9 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	• Asegúrese de que el producto esté bien cargado. • Asegúrese de que el producto no está conectado a una fuente de corriente USB. El producto no funciona durante la carga.
El producto no se carga.	• Asegúrese de que el cable de carga USB esté conectado correctamente al puerto de carga y a la fuente de corriente USB. • A la hora de utilizar un adaptador de pared USB para la carga, asegúrese de que sea compatible con el producto (5 V CC, 1 A).

10 Datos técnicos

Modelo:	FTC05
Tensión:	5 V CC, 1 A
Alimentación de corriente:	2,5 W
Capacidad de la batería:	1300 mAh (litio)
Ajustes de velocidad:	2 (bajo/alto)
Velocidad de rotación:	4050 r. p. m. (lento) 5500 r. p. m. (rápido)
Tiempo de carga:	2,5 horas

Duración de uso:	aprox. 300 minutos (lento) aprox. 250 minutos (rápido)
Peso:	164 g
Dimensiones (largo × ancho × profundo):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

II Eliminación

II.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

II.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida de materiales por separado)



¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región**. Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

¡Las baterías y las pilas no se pueden tirar a la basura doméstica!



Como consumidor final, usted está legalmente obligado a entregar todas las pilas y baterías, independientemente de que contengan o no sustancias peligrosas*, en un punto de recogida del municipio o del distrito municipal o en un distribuidor para que puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente. ¡Lleve el producto completo (incluida la batería) a su punto de recogida y asegúrese de que la batería está descargada!

*indicadas mediante: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

Aviso: Un técnico cualificado debe retirar la batería y desecharla por separado. No intente abrir ni desmontar el producto para retirar la batería usted mismo. Nota para expertos cualificados: Apague el producto y desconéctelo de la fuente de alimentación para retirar la batería. A continuación, abra la carcasa del producto y extraiga la batería recargable.

12 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

13 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: www.silkn.eu. Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu.

Número de servicio: 900 823 302

Email: servicioalcliente@silkn.eu / info@silkn.eu

Avvertenze legali

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

IT

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silkn Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silkn Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Indice

I	Dotazione/parti dell'apparecchio	76
2	Informazioni generali	76
2.1	Lettura e conservazione delle istruzioni per l'uso	76
2.2	Spiegazione dei simboli	76
3	Sicurezza	77
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	77
3.2	Avvertenze di sicurezza	77
4	Controllo del prodotto e della dotazione	82
5	Ricarica	82
6	Utilizzo	83
6.1	Applicazione e sostituzione dei dischi per la rimozione dei calli	83
6.2	Uso del prodotto	83
7	Pulizia	84
8	Conservazione	85
9	Ricerca anomalie	85
10	Dati tecnici	85
11	Smaltimento	86
11.1	Smaltimento dell'imballaggio	86
11.2	Smaltimento del prodotto	86
12	Garanzia	87
13	Servizio di assistenza clienti	87

I Dotazione/parti dell'apparecchio

- | | |
|--|---|
| 1 Disco per la rimozione dei calli (a grana fine)* | 5 Connettore di ricarica |
| 2 Testina di levigatura | 6 Disco per la rimozione dei calli (a grana media) |
| 3 Display | 7 Disco per la rimozione dei calli (a grana grossa) |
| 4 Pulsante di accensione | 8 Cavo di ricarica USB |

*Già fissato alla testina di levigatura.

2 Informazioni generali

2.1 Lettura e conservazione delle istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso accompagnano GlassPedi (di seguito nominato il "prodotto") e contengono informazioni importanti sul dispositivo e sul funzionamento.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per usi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per il funzionamento e l'utilizzo.



Leggere le istruzioni.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Questo simbolo indica la tensione nominale e la corrente nominale della corrente continua.

IT

3 Sicurezza

3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è destinato esclusivamente alla rimozione di calli sui piedi. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

3.2 Avvertenze di sicurezza



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Utilizzare il prodotto esclusivamente con il cavo di ricarica USB in dotazione.
- Il prodotto può essere azionato soltanto con una bassa tensione di sicurezza in base alla marcatura sul prodotto.
- Non mettere in funzione il prodotto se è danneggiato o se il cavo di ricarica USB è difettoso.

- Non aprire il corpo dell'apparecchio, ma far eseguire la riparazione a persone qualificate. Rivolgersi all'assistenza post-vendita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
- Tenere il prodotto e il cavo di ricarica USB lontani da acqua o altri liquidi.
- Spegnerne sempre il prodotto in caso di inutilizzo, pulizia o guasti. Quando il prodotto non è in carica, scollegare sempre il cavo di ricarica USB.
- Non toccare mai il cavo di ricarica USB con le mani bagnate o umide.
- Non inserire oggetti nel corpo dell'apparecchio.
- Tenere tutti i componenti del prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo di ricarica USB in modo tale che nessuno possa inciamparvi.
- Non estrarre il cavo di ricarica USB dalla fonte di alimentazione afferrandolo per il cavo, bensì afferrare sempre la spina del cavo.

- Non piegare il cavo di ricarica USB e non farlo passare su spigoli vivi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni.
- Non usare il prodotto mentre si sta caricando.

IT



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- L'uso del presente prodotto è consentito ai bambini maggiori di 8 anni e alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e cognizioni a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sul modo sicuro di usare il prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli connessi all'uso. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dal prodotto e dal cavo USB.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con la pellicola d'imballaggio. Giocandovi, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Usare il prodotto solo dopo aver applicato correttamente il disco per la rimozione dei calli.

- Utilizzare il prodotto solo per trattare la pelle indurita dei piedi. Non utilizzarlo su altre parti del corpo e su pelle morbida o sottile.
- Utilizzare il prodotto solo per il trattamento della pelle secca (non utilizzare additivi come oli o lozioni).
- Trattare le singole aree della pelle alla volta per un massimo di 2–3 secondi.
- Non usare il prodotto direttamente su ferite aperte o aree infiammate della pelle o in prossimità di esse, neanche per rimuovere verruche.
- In caso di dolore o irritazione, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Consultare un medico se non siete sicuri che il prodotto sia adatto a voi (ad esempio, se avete malattie della pelle o diabete, se siete incinta o se avete un pacemaker).
- Per motivi igienici, il prodotto deve essere utilizzato da una sola persona.
- Tenere il prodotto lontano da capelli, parrucche e altri oggetti lunghi, mobili e flessibili, ad es. lacci, fili, fibre tessili, ecc.
- In caso di utilizzo improprio, il liquido può fuoriuscire dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido. Il liquido delle batterie può provocare irritazioni o ustioni chimiche.

- In caso di contatto di pelle, occhi o mucose con il liquido della batteria, lavare e sciacquare immediatamente le aree interessate con acqua pulita. Rivolgersi eventualmente a un medico.
- Non smontare le batterie, non cortocircuitarle e non gettarle nel fuoco.
- Non tentare di estrarre le batterie dal prodotto. Questo prodotto contiene batterie ricaricabili che non sono sostituibili.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, superfici calde, temperature elevate o agenti atmosferici (ad es. pioggia).
- Non posizionare il prodotto sul bordo di una superficie per evitare che possa cadere.
- Utilizzare il prodotto solo con gli accessori originali.
- Non versare mai liquidi nel corpo del prodotto.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano crepe, rotture o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.

4 Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Aprire l'imballaggio con cautela.
1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Accertarsi che la dotazione sia completa (vedi **Fig. A**).
 3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

IT

5 Ricarica



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Per ricaricare il prodotto utilizzare soltanto il cavo di ricarica USB in dotazione.
- Ricaricare il prodotto soltanto a temperature comprese tra 0 e 40 °C.



- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica.
 - Il livello residuo della batteria è visualizzabile sul display **3** (indicato con un numero percentuale). Caricare il prodotto quando la batteria è quasi scarica.
 - Non è consentito usare il prodotto mentre è in carica.
1. Inserire l'estremità più piccola del cavo di ricarica USB **8** nel connettore di ricarica **5**.
 2. Per effettuare la ricarica, inserire l'altra estremità del cavo di ricarica USB nella porta USB di una fonte di alimentazione USB

adatta (non in dotazione) (ad es. un adattatore a muro USB, 5 V DC, 1 A).

3. Se si usa un adattatore a muro si raccomanda di inserirlo in una presa di rete.

La ricarica inizia automaticamente. Il livello attuale della batteria è visualizzabile sul display (indicato con un numero percentuale).

4. Quando il processo di ricarica è terminato, si raccomanda di estrarre l'adattatore a muro USB dalla presa di rete e di estrarre il cavo di ricarica USB dal connettore di ricarica.

IT

6 Utilizzo



- Prima di trattare per la prima volta una zona dei piedi, eseguire in un punto un test di tolleranza cutanea per una durata massima di 3 secondi. Iniziare quindi il trattamento solo se non si presentano effetti collaterali.
- È possibile acquistare nuovi dischi per la rimozione dei calli sul nostro sito web all'indirizzo www.silkn.eu.

6.1 Applicazione e sostituzione dei dischi per la rimozione dei calli

La fornitura del prodotto comprende 3 dischi per la rimozione dei calli **1/6/7** (a grana fine, media e grossa). Iniziare con il disco per la rimozione dei calli a grana fine finché non si è certi di tollerare bene il trattamento.

1. Per rimuovere la copertura della testina di levigatura **2** tirare questo verso l'alto (vedi passo 1 in **fig. B**).
2. Rimuovere il disco levigante montato dal prodotto (vedi passo 2 in **fig. B**).
3. Premere leggermente il disco desiderato sull'albero della testina di levigatura finché non scatta in posizione.
4. Ora riposizionare sul prodotto la copertura della testina di levigatura.

6.2 Uso del prodotto

1. Assicurarsi che i piedi siano puliti e completamente asciutti.
2. Premere il pulsante di accensione **4** e tenerlo premuto finché il prodotto si accende. Il prodotto è ora acceso e impostato a bassa velocità.
3. Premere un'altra volta il pulsante di accensione se si necessita di una velocità più elevata.

La spia sul display **3** si accende quando il prodotto raggiunge la velocità più alta.

Durante l'uso è possibile premere più volte il pulsante di accensione per impostare ogni volta la velocità desiderata.

4. Passare la testina di levigatura **2** sulle zone cutanee dalle quali si desidera rimuovere i calli. Nel fare questo esercitare una leggera pressione e orientare il disco per la rimozione dei calli **1/6/7** di volta in volta su una zona cutanea per un massimo di 2 a 3 secondi. Quindi controllare il risultato (vedi **Fig. C**).
5. Quando si è finito, premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto finché il prodotto non si spegne.
Il prodotto è dotato di una funzione archivio. Il prodotto memorizza l'ultima velocità selezionata per l'uso successivo.

IT

7 Pulizia

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di eseguire la pulizia.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non usare detergenti abrasivi, spazzole con setole metalliche e utensili per la pulizia taglienti o metallici come coltelli, spazzole dure e simili.

Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo.

1. Assicurarsi che il prodotto sia spento e non sia in carica.
2. Per rimuovere la copertura della testina di levigatura **2** tirare questo verso l'alto (vedi passo 1 in **fig. B**).
3. Rimuovere il disco levigante **1/6/7** montato dal prodotto (vedi passo 2 in **fig. B**).
4. Lavare il disco levigante e la parte interna della testina di levigatura con una spazzola morbida.
5. Con un panno inumidito rimuovere tutti i residui dal prodotto.
6. Dopo la pulizia, asciugare tutti i componenti del prodotto.

8 Conservazione

Prima di riporre il prodotto tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

- Riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.
- Per una migliore protezione, conservare il prodotto nella confezione originale.

9 Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

Malfunzionamento	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non funziona.	• Assicurarsi che il prodotto sia ricaricato in modo corretto. • Assicurarsi che il prodotto non sia collegato a una fonte di alimentazione USB. Il prodotto non funziona durante la ricarica.
Il prodotto non si ricarica.	• Assicurarsi che il cavo di ricarica USB sia collegato correttamente tra il connettore di ricarica e la fonte di alimentazione USB. • Quando si usa l'adattatore a muro assicurarsi che sia compatibile con il prodotto (5 V DC, 1 A).

10 Dati tecnici

Modello:	FTC05
Tensione:	5 V DC, 1 A
Alimentazione:	2,5 W
Capacità della batteria ricaricabile:	1300 mAh (litio)
Impostazioni di velocità:	2 (bassa/alta)

Velocità di rotazione:	4.050 rpm (lento) 5.500 rpm (veloce)
Durata della ricarica:	2,5 ore
Durata d'impiego:	ca. 300 minuti (lento) ca. 250 minuti (veloce)
Peso:	164 g
Dimensioni (L × P × H):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

II Smaltimento

II.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

II.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria regione.**



In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano

ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!



Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che

possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Portare il prodotto completo (compresa la batteria) al punto di raccolta e assicurarsi che la batteria sia scarica!

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Avviso: La batteria deve essere rimossa da personale qualificato e smaltita separatamente. Non tentare di aprire il prodotto o di smontarlo per rimuovere la batteria da soli. Nota per il personale qualificato: Per rimuovere la batteria si raccomanda di spegnere il prodotto e di scollegarlo dalla fonte di ricarica. Quindi aprire il corpo del prodotto e rimuovere la batteria ricaricabile.

IT 12 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarla!

13 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: www.silkn.eu. Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu.

Numero del servizio: +31 (0) 180-330550
E-mail: servizioclientiit@silkn.eu / info@silkn.eu

Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

TR

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silkn Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silk'n logosu Silkn Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda
www.silkn.eu – info@silkn.eu

İçindekiler

1	Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları	90
2	Genel	90
2.1	Kullanım kılavuzunu okumak ve saklamak	90
2.2	Sembol açıklamaları	90
3	Güvenlik	91
3.1	Amaca uygun kullanım	91
3.2	Güvenlik uyarıları	91
4	Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü	95
5	Şarj etme	95
6	Kullanım	96
6.1	Nasır giderici disklerin takılması ve değiştirilmesi	96
6.2	Ürünün kullanılması	96
7	Temizleme	97
8	Saklama	98
9	Hata arama	98
10	Teknik bilgiler	98
11	İmha	99
11.1	Ambalajın imhası	99
11.2	Ürünün imhası	99
12	Garanti bilgileri	100
13	Müşteri Hizmetleri	100

I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Nasır giderici disk (ince)* | 5 Şarj bağlantısı |
| 2 Törpüleme başı | 6 Nasır giderici disk (orta) |
| 3 Ekran | 7 Nasır giderici disk (kalın) |
| 4 Kumanda tuşu | 8 USB Şarj Kablosu |

*Törpüleme başına takılı.

2 Genel

TR

2.1 Kullanım kılavuzunu okumak ve saklamak



Bu kullanım kılavuzu GlassPedi (bundan sonra "ürün" olarak anılacaktır) ile birlikte verilmektedir ve kurulumu ve kullanımı hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.



UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

NOT!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Kullanım kılavuzunu okuyun.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Bu sembol, doğru akım için nominal gerilimi ve nominal akımı belirtir.

TR

3 Güvenlik

3.1 Amaca uygun kullanım

Ürün yalnızca ayakların üzerindeki nasırları uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari alanda kullanıma uygun değildir.

Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

3.2 Güvenlik uyarıları



UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü sadece birlikte teslim edilen USB şarj kablosuyla kullanın.
- Ürün, üzerindeki işarete uygun olarak yalnızca ekstra güvenli düşük voltajla çalıştırılmalıdır.
- Ürün hasar almışsa ya da USB şarj kablosu arızalıysa ürünü çalıştırmayın.
- Gövdeyi açmayın, onarımı uzmanına bırakın. Bunun için teknik servise başvurun. Servis dışında yaptırılan onarımlarda yanlış bağlantı veya hatalı kullanma durumunda, sorumluluk

ve garanti hakkı ortadan kalkar.

- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun parçalar kullanılabilir. Bu üründe tehlike kaynaklarından korunma bağlamında temel öneme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
- Ürünü ve USB şarj kablosunu su veya diğer sıvılardan uzak tutun.
- Kullanmadığınız zaman, temizlerken veya bir arıza ortaya çıktığında ürünü daima kapatın. Ürünü şarj etmiyorsanız USB şarj kablosunu daima prizden çıkarın.
- USB şarj kablosuna asla ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazın içine hiçbir cisim sokmayın.
- Ürünün tüm parçalarını açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- USB şarj kablosunu takılıp düşmeye sebep olmayacak şekilde yerleştirin.
- USB şarj kablosunu, USB güç kaynağının kablosundan çekerek değil, kablonun fişinden tutarak çekin.
- USB şarj kablosunu kıvrımayın ve keskin kenarlar üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.
- Ürünü şarj olurken kullanmayın.

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- 8 yaş üstü çocuklar, bedensel, duyuşal veya

ruhsal yetenekleri kısıtlı kişiler gözlemlenmeleri ya da ürünün güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş ve kullanımla ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla bu ürünü kullanabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- 8 yaşından küçük çocukları üründen ve USB kablosundan uzak tutun.
- Çocukların plastik ambalajla oynamasını önleyin. Oynarken ambalaj başlarına geçebilir ve boğulma riski yaratabilir.
- Ürünü yalnızca nasır giderici disk düzgün bir şekilde takıldıktan sonra kullanın.
- Ürünü sadece ayaklardaki sertleşmiş cildi tedavi etmek için kullanın. Vücudun diğer kısımlarında veya yumuşak ve ince cilt kısımlarında kullanmayın.
- Ürünü yalnızca kuru cilt tedavisi amacıyla kullanın (Yağ veya losyon gibi katkıları kullanmayın).
- Uygulamayı münferit cilt noktalarına azami 2 ilâ 3 saniye boyunca sürekli yapın.
- Ürünü doğrudan açık yara veya iltihaplı cilt bölgeleri üzerinde veya yakınında veya siğilleri gidermek için kullanmayın.
- Ağrılarınız veya tahrişleriniz oraya çıktığı zaman, ürünü artık kullanmayın.

- Ürünün sizin için uygun olup olmadığından emin değilseniz bir doktora başvurun (örneğin cilt hastalığınız veya diyabet hastalığınız var ise, hamileyseniz veya kalp pili yaşıyorsanız).
- Hijyenik nedenlerden dolayı ürün yalnızca bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü saçlardan, peruklardan ve ayakkabı bağları, ipler, tekstil lifleri gibi uzun, hareketli nesnelerden uzak tutun.
- Yanlış kullanımlarda pildeki sıvı sızabilir. Bu sıvıyla temastan kaçının. Pillerden sızan sıvı tahrişe ve kimyasal yanıklara sebep olabilir.
- Pillerden sızan sıvının deri, göz ya da mukozayla teması halinde, temas eden bölgeyi derhal temiz suyla yıkayın ve durulayın. Gerekirse bir doktora başvurun.
- Piller sökülmemeli, kısa devre yapılmamalı ya da ateşe atılmamalıdır.
- Pilini üründen çıkarmaya çalışmayın. Bu ürün değiştirilemeyen piller içerir.

NOT! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü açık ateşten, sıcak yüzeylerden, yüksek sıcaklıklardan veya hava koşullarının etkilerinden (örn. yağmur) uzak tutun.
- Düşmesini önlemek için ürünü bir yüzeyin kenarına bırakmayın.

- Ürünü sadece orijinal aksesuarla birlikte kullanın.
- Ürünün gövdesini asla sıvıyla doldurmayın.
- Plastik parçaları kırılmış, çatlamış veya deforme olmuşsa ürünü artık kullanmayın. Hasarlı parçaları yalnızca uygun orijinal yedek parçalarla değiştirin.

TR

4 Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü

NOT! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma esnasında çok dikkatli davranın.

1. Ürünü ambalajından çıkartın.
2. Teslimatın tam olup olmadığını doğrulayın (bkz. **şek. A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bunun için teknik servise başvurun.

5 Şarj etme

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Şarj etmek için sadece birlikte gönderilen USB şarj kablosunu kullanın.
- Ürünü sadece 0 ila 40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.



- Ürünü ilk kullanımdan önce ve düşük pil seviyesi halinde şarj edin.
 - Kalan pil seviyesi ekranda **3** gösterilir (yüzde olarak). Ürünü düşük pil seviyesi halinde şarj edin.
 - Ürün şarj sırasında kullanılmamalıdır.
1. USB şarj kablosunun **8** küçük ucunu şarj bağlantısına **5** takın.
 2. Şarj etmek için, USB şarj kablosunun büyük ucunu uygun bir USB güç kaynağının (dahil değildir) USB bağlantı noktasına takın (örneğin, 5 V DC, 1 A USB duvar adaptörü).
 3. Bir duvar adaptörü kullanıyorsanız lütfen bunu bir elektrik prizine takın.
Şarj otomatik olarak başlayacaktır. Güncel pil seviyesi ekranda gösterilir (yüzde olarak).
 4. Şarj işlemi tamamlandığında USB duvar adaptörünü elektrik prizinden çıkarın ve USB şarj kablosunu şarj bağlantısından ayırın.

TR

6 Kullanım



- Ayaklardaki bir alana ilk kez uygulama yapmadan önce bir noktada en fazla 3 saniye sürecek bir cilt tolerans testi yapın. Uygulamaya ancak herhangi bir yan etki görülmemesi halinde başlayın.
- Yeni nasır giderici diskleri www.silkkn.eu adresindeki web sitemizden satın alabilirsiniz.

6.1 Nasır giderici disklerin takılması ve değiştirilmesi

Ürüne 3 nasır giderici disk **1/6/7** dahildir (ince, orta ve kalın). Tedaviyi iyi bir şekilde tolere edebileceğinizden emin olmak için ince nasır giderici diskle başlayın.

1. Törpüleme başının **2** kapağını almak için yukarı doğru çekin (bakınız **şek. B**'de adım 1).
2. Üstünde bulunan törpüleme diskini üründen ayırın (bkz. **şek. B**'de adım 2).
3. Dilediğiniz disk törpüleme başının milinin üstüne oturana kadar hafifçe bastırın.
4. Şimdi törpüleme başının kapağını yeniden ürüne takabilirsiniz.

6.2 Ürünün kullanılması

1. Ayaklarınızın temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
2. Ürün açılana kadar kumanda tuşuna **4** basın ve basılı tutun. Ürün şu anda açıktır ve düşük hıza ayarlanmıştır.
3. İhtiyaç halinde, daha yüksek bir hıza geçiş yapmak istedikçe kumanda tuşuna basın.

Ürün daha yüksek hıza eriştiğinde ekrandaki **3** kontrol ışıkları yanar.

Uygulama esnasında her defasında istediğiniz hızı ayarlamak için kumanda tuşuna pek çok kez basabilirsiniz.

4. Törpüleme başını **2** nasırı gidermek istediğiniz cilt bölgeleri üzerine yöneltin. Bu esnada hafifçe bastırın ve nasır giderici disk **1/6/7** her bölge için en fazla 2 ila 3 saniye olacak şekilde cilt noktası üzerine uygulayın. Ardından sonucu kontrol edin (bkz. **şek. C**).

5. Uygulamayı bitirdiğinizde kumanda tuşuna basın ve ürün kapanana dek basılı tutun.

Ürünün bir kayıt işlevi bulunmaktadır. Bir sonraki kullanım için en son seçilen çalıştırma hızını kaydeder.

7 Temizleme

UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü temizlemeden önce her zaman elektrik kaynağından ayırın.

NOT! HASAR TEHLİKESİ!

- Aşındırıcı temizleyiciler, metal fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.

Her kullanımdan sonra ürünü temizleyin.

1. Ürünün kapalı olduğundan ve o sırada şarja takılı olmadığından emin olun.
2. Törpüleme başının **2** kapağını almak için yukarı doğru çekin (bakınız **şek. B**'de adım 1).
3. Üstünde bulunan törpüleme diskini **1/6/7** üründen ayırın (bkz. **şek. B**'de adım 2).
4. Törpüleme diskini ve törpüleme başının iç tarafını yumuşak bir fırçayla temizleyin.

5. Nemli bir bezle silerek ürünü tüm partiküllerden arındırın.
6. Temizledikten sonra ürünün tüm parçalarını kurulayın.

8 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır.

- Ürünü sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- Ürünü mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmek için orijinal ambalajında muhafaza edin.

TR

9 Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün çalışmıyor.	• Ürünün gerektiği gibi şarj edildiğinden emin olun. • Ürünün bir USB elektrik kaynağı ile bağlı olmadığından emin olun. Ürün şarj esnasında çalışmaz.
Ürün şarj olmuyor.	• USB şarj kablosunun şarj bağlantısı ile USB güç kaynağı arasında güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. • Şarj etmek için bir USB duvar adaptörü kullanıyorsanız lütfen bunun ürünle uygunluğundan (5 V DC 1 A) emin olun.

10 Teknik bilgiler

Model:	FTC05
Gerilim:	5 V DC, 1 A
Elektrik beslemesi:	2,5 W
Batarya kapasitesi:	1.300 mAh (Lityum)
Hız ayarları:	2 (düşük/yüksek)
Dönme hızı:	4.050 rpm (yavaş) 5.500 rpm (hızlı)

Şarj süresi:	2,5 saat
Kullanım süresi:	yakl. 300 dakika (yavaş) yakl. 250 dakika (hızlı)
Ağırlık:	164 g
Ölçüler (U × G × D):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

II İmha

II.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

II.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların kurallara

uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

Bataryalar ve piller evsel atıklarla birlikte imha edilemez!



Son kullanıcı olarak, tehlikeli maddeler* içersin ya da içermesin, tüm batarya ve pilleri çevre dostu bir şekilde imha veya bertaraf edilebilmeleri için belediyenin/ilçenin toplama merkezine teslim etmekten yasal olarak sorumlusunuz.

Bataryalar dahil eksiksiz ürünü toplama merkezinize götürün ve bataryaların boşaltıldığından emin olun!

*şöyle belirtilir: Cd = Kadmiyum, Hg = Cıva, Pb = Kurşun

Duyuru: Pil alanında kalifiye bir uzman tarafından çıkarılmalı ve ayrıca bertaraf edilmelidir. Pili çıkarmak için ürünü açmayı ya da parçalarına ayırmayı denemeyin. Kalifiye profesyoneller için uyarı: Pili çıkarmak için lütfen ürünü kapatın ve şarj kaynağından ayırın. Daha sonra ürünün gövdesini açın ve tekrar şarj edilebilir pili çıkarın.

12 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

TR

13 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: www.silkn.eu. Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak www.silkn.eu adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31(0)180-330550

E-posta: info@silkn.eu

Aviso legal

A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silk'n Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silk'n Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registadas da Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Índice

1	Volume de fornecimento/peças do aparelho	103
2	Informações gerais	103
2.1	Leia e guarde o manual de instruções	103
2.2	Explicação dos símbolos	103
3	Segurança	104
3.1	Utilização prevista	104
3.2	Indicações de segurança	104
4	Verificar o produto e o volume de fornecimento	109
5	Carregar	109
6	Funcionamento	110
6.1	Fixar e trocar os discos para remoção da calosidade	110
6.2	Utilização do produto	111
7	Limpeza	111
8	Armazenamento	112
9	Resolução de problemas	112
10	Dados Técnicos	113
11	Eliminação	113
11.1	Eliminar a embalagem	113
11.2	Eliminar o produto	114
12	Informações sobre a garantia	114
13	Serviço de assistência ao cliente	115

I Volume de fornecimento/peças do aparelho

- | | |
|---|--|
| 1 Disco para remoção de calosidades (fino)* | 5 Entrada de carga |
| 2 Cabeça de abrasão | 6 Disco para remoção de calosidades (médio) |
| 3 Visor | 7 Disco para remoção de calosidades (grosso) |
| 4 Botão de comando | 8 Cabo de carregamento USB |

*Já fixado na cabeça de abrasão.

PT

2 Informações gerais

2.1 Leia e guarde o manual de instruções



Este manual de instruções acompanha o GlassPedi (doravante designado por “produto”) e contém informações importantes sobre a configuração e o manuseamento.

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto. Isto aplica-se, em especialmente, às instruções de segurança. O não cumprimento deste manual de instruções pode causar ferimentos ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. No estrangeiro, respeite também as diretivas e leis específicas do país. Guarde o manual de instruções para utilização futura. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras-sinal são utilizados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.



Este símbolo/palavra-sinal indica um perigo com um grau de risco médio que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

NOTA!

Esta palavra-sinal avisa sobre possíveis danos materiais.



Este símbolo-sinal fornece informações adicionais úteis sobre o manuseamento e a utilização.



Leitura do manual de instruções.



Declaração de Conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Este símbolo indica a tensão nominal e a corrente nominal para corrente contínua.

PT

3 Segurança

3.1 Utilização prevista

O produto destina-se apenas à remoção de calosidades nos pés. É destinado apenas a uso privado e não é apropriado para uso comercial.

O produto só deve ser usado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outro uso é considerado impróprio e pode resultar em danos à propriedade ou danos pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por utilização não conforme ou incorreta.

3.2 Indicações de segurança



AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Utilizar o produto apenas com o cabo de carregamento USB fornecido.
- O produto só pode ser utilizado com uma tensão de segurança baixa, de acordo com a marcação no produto.
- Se forem detetados danos no produto ou o cabo de carregamento USB estiver danificado, não coloque o produto em funcionamento.

- Não abra a caixa, deixe a reparação a cargo de técnicos especializados. Para tal, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Em caso de reparações realizadas de forma independente, ligação inadequada ou operação incorreta, os direitos de responsabilidade e garantia serão excluídos.
- Para as reparações só devem ser utilizadas peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.
- Mantenha o produto e o cabo de carregamento USB longe de água ou de outros líquidos.
- Desligue sempre o produto quando não a utilizá-lo, quando o estiver a limpar ou quando houver uma avaria. Retire sempre o cabo de carregamento USB quando não estiver a carregar o produto.
- Nunca toque no cabo de carregamento USB com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não insira objetos na caixa.
- Manter todas as partes do produto longe de chamas abertas e de superfícies quentes.
- Coloque o cabo de carregamento USB de forma a não constituir um perigo de tropeçar.

- Não puxe o cabo de carregamento USB para fora da fonte de alimentação USB pelo cabo, mas segure sempre a ficha do cabo.
- Não dobre o cabo de carregamento USB e não o coloque sobre bordas afiadas.
- Usar o produto apenas em espaços interiores.
- Não utilize o produto enquanto estiver a carregar.

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do produto de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.
- Manter crianças menores de 8 anos afastadas do produto e do cabo USB.
- Certifique-se de que as crianças não brinquem com a embalagem de plástico. Elas podem se emaranhar e sufocar durante a brincadeira.

- O produto só pode ser colocado em utilização depois de colocar corretamente o disco para remoção da calosidade.
- Utilizar o produto exclusivamente para o tratamento de peles endurecidas nos pés. Não o use em outras partes do corpo nem em pele suave ou fina.
- Use o produto apenas para tratamento a seco da pele (não use aditivos como óleos ou loções).
- Trate áreas individuais da pele de cada vez, por no máximo 2 a 3 segundos.
- Não se deve utilizar o produto diretamente sobre ou próximo de feridas abertas ou de inflamações ou para a remoção de verrugas.
- Se sentir dores ou irritações, pare de usar o produto imediatamente.
- Entre em contacto com um médico se não tiver certeza se o produto é apropriado para si (por exemplo, se tiver doenças de pele ou diabetes, se estiver grávida ou tiver um pacemaker).
- Por razões de higiene, o produto só deve ser usado por uma pessoa.
- Mantenha o produto afastado de cabelos, perucas e outros objetos longos e móveis, como atacadores, fios, fibras têxteis, etc.
- Em caso de utilização abusiva, o líquido pode vazar das pilhas – evite o contacto.

O líquido vazado das pilhas pode causar irritações ou queimaduras.

- Em caso de contacto da pele, olhos ou mucosas com o líquido das pilhas, lavar e enxaguar as áreas afetadas imediatamente com água limpa. Se necessário, consulte um médico.
- Não desmontar, colocar em curto-circuito ou incinerar as pilhas.
- Não tente retirar a bateria do produto. Este produto contém baterias que não são substituíveis.

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Manter o produto afastado de chamas, superfícies quentes, temperaturas elevadas ou dos efeitos das condições climáticas (por exemplo, chuva).
- Não coloque o produto próximo à borda de uma superfície para evitar que caia.
- O produto só deve ser usado com os acessórios originais fornecidos.
- Nunca encha a caixa do produto com líquidos.
- Não utilizar o produto se as peças de plástico estiverem rachadas, partidas ou deformadas. Substituir as peças danificadas apenas por peças sobresselentes originais correspondentes.

4 Verificar o produto e o volume de fornecimento

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir.

PT

1. Retirar o produto da embalagem.
2. Verifique se o volume de fornecimento está completo (veja **fig. A**).
3. Verificar se o produto ou os componentes estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser usado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

5 Carregar

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Utilize apenas o cabo de carregamento USB fornecido para o carregamento.
- Carregue o produto apenas a temperaturas entre 0 e 40 °C.



- Carregue completamente o produto antes da primeira utilização do produto e se o nível de carga da bateria for baixo.
- A carga da bateria restante é apresentada no visor  (representado por uma percentagem). Carregue o produto, se o nível de carga da bateria for baixo.
- Não é permitido usar o produto, enquanto a bateria estiver a carregar.

1. Insira a extremidade menor do cabo de carregamento USB **8** na entrada de carga **5**.
2. Para carregar, insira a extremidade maior do cabo de carregamento USB na porta USB de uma fonte de alimentação USB adequada (não incluída) (por exemplo, um adaptador de parede USB, 5 V CC, 1 A).
3. Se for utilizado um adaptador de parede, deve ser ligado a uma tomada elétrica.
O processo de carregamento inicia automaticamente. A carga atual da bateria é mostrada no visor (representada por uma percentagem).
4. Quando o processo de carregamento estiver concluído, retire o adaptador USB da tomada e desconete o cabo de carregamento USB da entrada de carga.

6 Funcionamento



- Antes de tratar uma área dos pés pela primeira vez, faça um teste de tolerância cutânea num local específico durante, no máximo, 3 segundos. Inicie o tratamento, apenas se não ocorrerem quaisquer efeitos adversos.
- Poderá adquirir novos discos para remoção da calosidade, no nosso sítio web, em www.silkn.eu.

6.1 Fixar e trocar os discos para remoção da calosidade

O produto inclui 3 discos para remoção da calosidade **1**/**6**/**7** (fino, médio e grosso). Inicie o tratamento com o discos de remoção de calosidades mais fino, até garantir que tolera bem o tratamento.

1. Para retirar a tampa da cabeça de abrasão **2** puxe-a para cima (ver passo 1 na **fig. B**).
2. Retire o disco abrasivo aplicado do produto (ver passo 2 na **Fig. B**).
3. Pressione suavemente o disco pretendido no eixo da cabeça de abrasão, até encaixar.
4. Agora, volte a colocar a tampa da cabeça de abrasão no produto.

6.2 Utilização do produto

1. Certifique-se de que os seus pés estão limpos e completamente secos.
2. Pressione o botão de comando **4** e mantenha-o pressionado até o produto ligar. O produto está agora ligado e ajustado para baixa velocidade.
3. Pressione novamente o botão de comando se desejar uma velocidade mais alta, se necessário.
A luz indicadora no visor **3** acende quando o produto atinge a velocidade mais elevada.
Pode pressionar o botão de comando várias vezes durante o tratamento para ajustar a velocidade desejada.
4. Passe a cabeça de abrasão **2** sobre as áreas da pele onde deseja remover calosidades. Exerça uma ligeira pressão e aplique o disco para remoção da calosidade **1/6/7** durante, no máximo, 2 a 3 segundos em cada área da pele. A seguir, verifique o resultado (veja **Fig. C**).
5. Quando terminar, pressione o botão de comando e mantenha-o pressionado até que o produto desligue.
O produto possui uma função de memória. O produto armazena a última velocidade selecionada para a próxima utilização.

7 Limpeza

AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes de o limpar.

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas metálicas ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e semelhantes.

Limpe o produto após cada utilização.

1. Certifique-se de que o produto esteja desligado e não se encontra a carregar.
2. Para retirar a tampa da cabeça de abrasão **2** puxe-a para cima (ver passo 1 na **fig. B**).
3. Retire o disco para remoção da calosidade **1**/**6**/**7** do produto (ver passo 2 na **Fig. B**).
4. Limpe o disco abrasivo e o interior da cabeça de abrasão com uma escova macia.
5. Em seguida, limpe todas as partículas do produto com um pano húmido.
6. Após a limpeza de todas as partes, seque bem o produto.

PT

8 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento.

- Armazenar o produto num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.
- Armazenar o produto de forma que seja inacessível para crianças.
- Armazene o produto na embalagem original para garantir a melhor proteção possível.

9 Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenos erros que pode consertar pessoalmente. Siga as instruções na tabela a seguir. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

Falha	Possível causa e solução
O produto não funciona.	• Certifique-se de que o produto esteja corretamente carregado. • Certifique-se de que o produto não está ligado à fonte de alimentação USB. O produto não funciona durante o carregamento.

Falha	Possível causa e solução
Não é possível carregar o produto.	• Certifique-se de que o cabo de carregamento USB está corretamente ligado entre a conexão de carregamento e a fonte de alimentação USB. • Se utilizar um adaptador de parede USB para carregar, certifique-se de que é compatível com o produto (5 V CC, 1 A).

10 Dados Técnicos

PT

Modelo:	FTC05
Tensão:	5 V DC, 1 A
Alimentação de corrente:	2,5 W
Capacidade da bateria:	1.300 mAh (lítio)
Níveis de velocidade:	2 (baixa/alta)
Velocidade de rotação:	4.050 rpm (devagar) 5.500 rpm (rápido)
Tempo de carregamento:	2,5 Horas
Vida útil:	ca. 300 minutos (devagar) ca. 250 minutos (rápido)
Peso:	164 g
Dimensões (C × L × P):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

11 Eliminação

11.1 Eliminar a embalagem



Elimine os componentes da embalagem em separado. Cartão e papelão devem ser entregues ao centro de recolha de papel usado, filmes devem ser enviados ao centro de recolha de materiais recicláveis.

11.2 Eliminar o produto

(Válido para a União Europeia e em outros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



Os aparelhos antigos não devem ser eliminados com o lixo doméstico!

Se o produto não puder mais ser usado, **descarte-o de acordo com os regulamentos vigentes em seu estado ou país.** Isso garante que os aparelhos



velhos sejam devidamente reciclados e que sejam

evitados efeitos negativos sobre o ambiente. Portanto, equipamentos elétricos e eletrônicos são marcados com o símbolo mostrado aqui.

As baterias e pilhas usadas não devem ser descartadas no lixo doméstico!



Na qualidade de consumidor final, tem a obrigação legal de entregar todas as pilhas e baterias – independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas* – num ponto de recolha município/distrito ou a um retalhista, para que estas possam ser

eliminadas de modo ambientalmente correto.

Entregue o produto completo (incluindo a bateria) no ponto de recolha da sua zona e certifique-se de que a bateria está descarregada!

*marcadas com: Cd = Cádmio, Hg = Mercúrio, Pb = Chumbo

Aviso: A bateria deve ser removida e eliminada separadamente por um técnico qualificado. Não tente abrir ou desmontar o produto para remover a bateria por conta própria. Nota para técnicos qualificados: Para remover a bateria, desligue o produto e desconete-o da fonte de carregamento. Em seguida, abra a caixa do produto e remova a bateria recarregável.

12 Informações sobre a garantia

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro

de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

13 Serviço de assistência ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: www.silkn.eu. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em www.silkn.eu como PDF.

PT

Número de serviço: +31(0)180-330550

Email: info@silkn.eu

Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

DA

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

Silkn Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silkn Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Indholdsfortegnelse

I	Leveringsomfang/apparatdele	118
2	Generelt	118
2.1	Læsning og opbevaring af brugsanvisningen	118
2.2	Symbolforklaring	118
3	Sikkerhed	119
3.1	Forskriftsmæssig brug	119
3.2	Sikkerhedsoplysninger	119
4	Kontroller produkt og indhold	123
5	Opladning	124
6	Betjening	124
6.1	Påsætning og udskiftning af skiver til fjernelse af hård hud	124
6.2	Brug af produktet	125
7	Rengøring	125
8	Opbevaring	126
9	Fejlsøgning	126
10	Tekniske data	127
11	Bortskaffelse	127
11.1	Bortskaffelse af emballagen	127
11.2	Bortskaffelse af produktet	128
12	Garantiinformationer	128
13	Kundeservice	129

I Leveringsomfang/apparatdele

- | | |
|--|--|
| 1 Skive til fjernelse af hård hud (fin)* | 5 Opladertilslutning |
| 2 Slibehoved | 6 Skive til fjernelse af hård hud (mellem) |
| 3 Display | 7 Skive til fjernelse af hård hud (grov) |
| 4 Betjeningsstast | 8 USB-kabel |

*Allerede fastgjort til slibehovedet.

2 Generelt

2.1 Læsning og opbevaring af brugsanvisningen



Denne betjeningsvejledning er vedlagt GlassPedi (herefter kaldt "produktet") og indeholder vigtige informationer vedr. opsætning og betjening. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for sikkerhedsoplysningerne. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risiko-grad, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer vedr. håndtering og brug.



Læsning af betjeningsvejledningen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Dette symbol markerer målingsspændingen og målingsstrømmen for jævnstrøm.

DA

3 Sikkerhed

3.1 Forskriftsmæssig brug

Produktet er udelukkende beregnet til fjernelse af hår hud på fødderne. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse.

Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskader. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

3.2 Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Brug kun produktet med det medfølgende USB-kabel.
- Produktet må kun bruges med sikkerhedslavspænding jævnfør mærkningen på produktet.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det er beskadiget eller hvis USB-kablet er defekt.
- Åbn ikke kabinettet, men overlad reparationen til fagfolk. Henvend dig i den forbin-

delse til kundeservice. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening bortfalder hæftelses- og garantikrav.

- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette produkt findes der elektriske og metalliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Hold produktet og USB-kablet væk fra vand og væsker.
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når det rengøres, eller hvis der er opstået en fejl. Frakobl altid USB-kablet, når du ikke oplader produktet.
- Rør aldrig ved USB-kablet med våde eller fugtige hænder.
- Stik ikke nogen genstande ind i kabinettet.
- Hold alle produktets dele væk fra åben ild og varme overflader.
- Placér USB-kablet således, at man ikke kan falde over det.
- Træk ikke USB-kablet ud af USB-strømkilden ved at trække i kablet; tag derimod altid fat om kablets stik.
- USB-kablet må ikke bøjes sammen eller placeres over skarpe kanter.
- Anvend kun produktet indendørs.
- Anvend ikke produktet under opladning.

DA

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Dette produkt kan bruges af børn over 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller af personer med mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i den sikre brug af produktet, og hvis de har forstået de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Hold børn under 8 år væk fra produktet og USB-kablet.
- Sikr, at børn ikke leger med plastemballagen. De kan hænge fast i den under leg og kvæles i den.
- Benyt først produktet, når skiven til fjernelse af hård hud er anbragt korrekt.
- Brug kun produktet til behandling af hård hud på fødderne. Anvend aldrig produktet på andre kropsdele og på bløde eller tynde hudpartier.
- Anvend kun produktet til tør behandling af huden (anvend ikke tilsætninger som olie eller lotion).
- De enkelte hudområder må maksimalt behandles i 2 til 3 sekunder ad gangen.

- Anvend ikke produktet direkte på eller i nærheden af åbne sår og betændelser af huden eller til at fjerne vorter.
- Hvis der opstår smerter eller irritationer, må du ikke længere bruge produktet.
- Spørg en læge til råds, hvis du ikke er sikker på, om produktet er egnet for dig (hvis du eksempelvis lider af hudsygdomme eller diabetes, hvis du er gravid, eller hvis du bærer pacemaker).
- Af hygiejniske årsager skal produktet kun anvendes af en enkelt person.
- Hold produktet væk fra hår, parykker og andre lange, bevægelige genstande, som f.eks. snøreband, tråde og stoffibre.
- Ved forkert brug kan der sive væske ud af batteriet – undgå kontakt med den. Væske, der siver ud af batterier, kan medføre irritationer eller ætsninger.
- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud, øjne eller slimhinder, så vask og skyl straks de berørte steder med rent vand. Kontakt evt. en læge.
- Batterier må ikke skilles ad, kortsluttes eller smides ind i åben ild.
- Forsøg ikke at tage batteriet ud af produktet. Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hold produktet væk fra åben ild, varme overflader, høje temperaturer og påvirkning fra vejret (fx regn).
- Stil ikke produktet på kanten af en overflade for at forhindre, at det falder ned.
- Anvend kun produktet med det originale tilbehør.
- Fyld aldrig produktets indre med væske.
- Anvend ikke længere produktet, hvis plastdelene er revnede, knækkede eller deforme. Erstat beskadigede dele kun med tilsvarende originale reservedele.

DA

4 Kontroller produkt og indhold

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.
1. Tag produktet ud af emballagen.
 2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se **Fig. A**).
 3. Kontrollér, om produktet eller enkeltdelene er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet. Henvend dig til vores kundeservice.

5 Opladning

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Benyt kun det medfølgende USB-kabel til opladningen.
- Oplad kun produktet ved temperaturer mellem 0 og 40 °C.



- Oplad produktet fuldstændigt før første ibrugtagning og ved svagt batteri.
 - Den resterende batteriydelse vises på displayet **3** (vises med et procenttal). Oplad produktet i tilfælde af svag batteriydelse.
 - Produktet må ikke bruges under opladningen.
1. Stik den mindste ende af USB-kablet **8** ind i opladningstilslutningen **5**.
 2. For at lade op stikkes den store ende af USB-kablet ind i USB-tilslutningen på en egnet USB-strømkilde (medfølger ikke) (f.eks. en USB-vægdapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Ved anvendelse af en vægdapter skal denne sættes i en stikdåse.
Opladningen starter automatisk. Den aktuelle batteriydelse vises på displayet (vises ved et procenttal).
 4. Når opladningen er afsluttet, skal du fjerne USB-vægdapteren fra stikdåsen, og USB-kablet fjernes fra opladningstilslutning.

DA

6 Betjening



- Inden du behandler et område på foden for første gang, skal du udføre en hudtolerancetest i maksimalt 3 sekunders lang et sted på huden. Begynd først behandlingen, hvis der ikke optræder nogen form for bivirkninger.
- På vores hjemmeside på www.silkn.eu kan du købe nye skiver til fjernelse af hård hud.

6.1 Påsætning og udskiftning af skiver til fjernelse af hård hud

Der hører 3 skiver til fjernelse af hård hud **1/6/7** (fin, medium og grov) til produktet. Start med den fine skive til fjernelse af hård hud, indtil du er sikker på, at du tåler behandlingen.

1. Træk slibehovedets **2** låg opad for at fjerne det (se trin 1 i **Fig. B**).
2. Fjern den monterede slibeskive fra produktet (se trin 2 i **Fig. B**).
3. Tryk blidt den ønskede skive fast på slibehovedets aksel, indtil den går i hak.
4. Sæt nu slibehovedets låg tilbage på produktet.

6.2 Brug af produktet

1. Sørg for at sikre, at dine fødder er rene og helt tørre.
2. Tryk på betjeningstasten **4** og hold den nede, indtil produktet tænder. Nu er produktet tændt og indstillet på lav hastighed.
3. Tryk igen på betjeningstasten, hvis du ønsker en højere hastighed.

Kontrollampen på displayet **3** tændes, når produktet har nået den højere hastighed.

Du kan trykke på betjeningstasten flere gange under behandlingen for at indstille den ønskede hastighed.

4. Før slibehovedet **2** over de hudområder, hvor du ønsker at fjerne hård hud. Udfør let tryk og anvend skive til fjernelse af hård hud **1/6/7** maksimalt 2 til 3 sekunder på et hudområde. Kontroller så resultatet (se **Fig. C**).
5. Når du er færdig, skal du trykke på betjeningstasten og holde den nede, indtil produktet slukker.

Produktet har en hukommelsesfunktion. Den gemmer den sidst valgte hastighed til næste gang.

7 Rengøring

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Adskil altid produktet fra strømkilden inden rengøringen.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Anvend ingen skrappe rengøringsmidler, børster med metalbørster samt skarpe eller

metalliske rengøringsredskaber som knive, hårde spartler eller lignende.

Rengør altid produktet efter hver brug.

1. Sørg for at sikre, at produktet er slukket og ikke er i gang med at blive opladet.
2. Træk slibehovedets **2** låg opad for at fjerne det (se trin 1 i **Fig. B**).
3. Fjern den monterede skive til fjernelse af hård hud **1/6/7** fra produktet (se trin 2 i **fig. B**).
4. Rengør slibeskiven og indersiden af slibehovedet med en blød børste.
5. Tør derefter alle partikler af produktet med en fugtig klud.
6. Tør alle produktets dele af efter rengøringen.

DA

8 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre.

- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, som beskytter mod varme temperaturer og direkte sollys.
- Opbevar produktet på en sådan måde, at det er utilgængeligt for børn.
- Opbevar produktet i den originale emballage for den bedst mulige beskyttelse.

9 Fejlsøgning

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet virker ikke.	• Kontroller, om produktet er opladet korrekt. • Sørg for, at produktet ikke er tilsluttet en USB-strømkilde. Produktet virker ikke under opladning.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet kan ikke oplades.	• Sørg for at sikre, at USB-kablet er tilsluttet sikkert mellem ladestikket og USB-strømkilden. • Hvis du bruger en USB-vægadapter til opladning, skal du sørge for, at den er kompatibel med produktet (5 V DC, 1 A).

10 Tekniske data

Model:	FTC05
Spænding:	5 V DC, 1 A
Strømforsyning:	2,5 W
Batterikapacitet:	1.300 mAh (litium)
Hastighedsindstillinger:	2 (lav/høj)
Rotationshastighed:	4.050 omdr./min. (langsom) 5.500 omdr./min. (hurtig)
Opladningstid:	2,5 timer
Brugstid:	ca. 300 minutter (langsom) ca. 250 minutter (hurtig)
Vægt:	164 g
Mål (L × B × D):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

11 Bortskaffelse

11.1 Bortskaffelse af emballagen



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

11.2 Bortskaffelse af produktet

(Gælder i EU og i andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land**. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste

symbol.

Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes via dagrenovationen!



Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe samtlige batterier og akkumulatorer – uanset, om de indeholder farlige stoffer*, eller ej – på et dertil egnet kommunalt eller andet offentligt indsamlingssted, eller til aflevering hos en forhandler, således at affaldet bortskaffes miljøbevidst.

Bring det fuldstændige produkt (herunder akkumulatoren) til dit indsamlingssted, og sørg for, at akkumulatoren er afladet!

*kendetegnet med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Bemærk: Batteriet skal fjernes og bortskaffes separat af en kvalificeret fagperson. Forsøg ikke at åbne eller adskille produktet for selv at fjerne batteriet. Bemærkning til kvalificerede fagfolk: For at fjerne batteriet skal du slukke for produktet og frakoble det fra strømkilden. Åbn derefter produktets kabinet og tag det genopladelige batteri ud.

12 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

13 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: www.silkn.eu. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på www.silkn.eu som PDF.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

DA

Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V.s patentrettigheter.

Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

NO

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatets deler	132
2	Generelt	132
2.1	Les og oppbevar bruksanvisningen	132
2.2	Symbolforklaring	132
3	Sikkerhet	133
3.1	Riktig bruk	133
3.2	Sikkerhetsanvisninger	133
4	Kontrollere produktet og leveringsomfanget	137
5	Lading	138
6	Betjening	138
6.1	Montere eller bytte skiver for fjerning av hornhud	139
6.2	Bruk av produktet	139
7	Rengjøring	139
8	Oppbevaring	140
9	Feilsøking	140
10	Tekniske data	141
11	Kassering	141
11.1	Avhending av emballasjen	141
11.2	Avhending av produktet	142
12	Garantiinformasjon	142
13	Kundeservice	143

I Leveringsomfang/apparatets deler

- | | |
|--|--|
| 1 Skive for fjerning av hornhud (fin)* | 5 Ladekontakt |
| 2 Slipemode | 6 Skive for fjerning av hornhud (medium) |
| 3 Display | 7 Skive for fjerning av hornhud (grov) |
| 4 Betjeningsknapp | 8 USB-ladekabel |

*Allerede festet til slipemodet.

2 Generelt

2.1 Les og oppbevar bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen er lagt ved GlassPedi (heretter "produktet") og inneholder viktig informasjon om innretning og håndtering. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene.

Hvis du ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.



Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risikograd som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

LES DETTE!

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.

NO



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.



Lesing av bruksanvisningen.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Dette symbolet kjennetegner driftsspenning og driftsstrøm for likestrøm.

3 Sikkerhet

NO

3.1 Riktig bruk

Produktet er utelukkende beregnet til fjerning av hard hud på føttene. Det er utelukkende ment til privat bruk og er ikke egnet til næringsformål.

Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for ting- eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

3.2 Sikkerhetsanvisninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Produktet skal bare brukes sammen med den vedlagte USB-ladekabelen.
- Produktet skal bare brukes med en sikker lavspenning i henhold til merkingen på produktet.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller USB-ladekabelen er defekt.
- Du må ikke åpne apparatet, men overlate reparasjonen til fagfolk. Henvend deg da til

kundeservice. Ved reparasjoner utført på egen hånd, ukyndig tilkobling eller feil betjening er ansvars- og garantikrav utelukket.

- Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige apparatspesifikasjonene. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.
- Produktet og USB-ladekabelen må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker.
- Du må alltid slå av produktet når det ikke er i bruk, når det rengjøres eller dersom det foreligger en feil. Du må alltid trekke ut USB-ladekabelen når produktet ikke lades.
- Du må aldri ta i USB-ladekabelen med våte eller fuktige hender.
- Ikke stikk gjenstander inn i huset.
- Hold alle komponenter til produktet unna åpen ild og varme overflater.
- Legg USB-ladekabelen slik at ingen snubler i den.
- Ta alltid tak i selve støpselet når du trekker USB-ladekabelen ut av USB-strømkilden, ikke dra i ledningen.
- Ikke knekk USB-ladekabelen og ikke legg den over skarpe kanter.
- Produktet skal kun benyttes innendørs.

NO

- Du må ikke bruke produktet mens det er på lading.



ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan produktet skal brukes på en sikker måte, og har forstått hvilke farer som kan oppstå under bruk. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn.
- Hold barn under 8 år unna produktet og USB-kabelen.
- Pass på at barn ikke leker med plastemballasjen. De kan sette seg fast i den og bli kvalt.
- Ikke bruk produktet før skiven for fjerning av hornhud er riktig festet.
- Bruk produktet kun til å behandle hardnet hud på føttene. Det må aldri brukes til andre kroppsdeler eller på myke eller tynne hudpartier.
- Produktet skal bare brukes til tørrbehandling av huden (du må aldri bruke tilsetninger

som oljer eller hudkremer).

- Hvert enkelt hudparti skal maksimum behandles 2 til 3 sekunder av gangen.
- Ikke bruk produktet rett på eller i nærheten av åpne sår eller betente områder på huden eller til fjerning av vorter.
- Hvis du opplever at det oppstår smerter eller irritasjon, skal du straks slutte å bruke produktet.
- Snakk med en lege hvis du ikke er sikker på om produktet passer for deg (for eksempel hvis du har en hudsykdom eller diabetes, hvis du er gravid eller hvis du har pace-maker).
- Av hygieniske grunner bør produktet bare brukes av én person.
- Hold produktet unna hår, parykker og andre lange, bevegelige gjenstander, som skolisser, tråder, tekstilfibrer.
- Ved feil bruk kan væske lekke fra batteriet – unngå kontakt med det. Væsker som lekker fra batterier kan forårsake irritasjon eller forbrenninger.
- Hvis batterivæske kommer i kontakt med hud, øyne eller slimhinner, vask og skyll de berørte områdene umiddelbart med rent vann. Oppsøk en lege umiddelbart om nødvendig.

NO

- Batterier må ikke demonteres, kortsluttes eller kastes i ild.
- Ikke gjør forsøk på å ta batteriet ut av produktet. Dette produktet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Hold produktet unna åpen ild, varme overflater, høye temperaturer eller værpåvirkning (f.eks. regn).
- Ikke legg produktet på kanten av en overflate slik at det kan falle ned.
- Produktet skal bare brukes sammen med originaltilbehøret.
- Produkthuset må aldri fylles med væsker.
- Ikke bruk produktet dersom plastdelene er sprukket, brukket eller deformert. Skadede deler skal bare erstattes med tilsvarende originale reservedeler.

NO

4 Kontrollere produktet og leveringsomfanget

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.

1. Ta produktet ut av emballasjen.
2. Forsikre deg om at innholdet i pakken er fullstendig (se **fig. A**).

3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

5 Lading

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Bruk bare den medfølgende USB-ladekabelen til lading.
- Lad produktet kun ved temperaturer mellom 0 og 40 °C.



- Før første gangs bruk og når batteriet er svakt, skal du lade det opp fullstendig.
 - Det gjenværende batterinivået vises på displayet **3** (vist i et prosenttall). Lad produktet når batterinivået er lavt.
 - Produktet skal ikke brukes mens batteriet lades.
1. Sett den mindre enden av USB-ladekabelen **8** inn i ladekontakten **5**.
 2. Sett den større enden av USB-ladekabelen til lading i USB-kontakten til en egnet USB-strømkilde (medfølger ikke) (f.eks. en USB-veggadapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Hvis det brukes en veggadapter, plugges du inn denne i et strømuttak.
Ladeprosessen starter automatisk. Det gjeldende batterinivået vises på displayet (vist i et prosenttall).
 4. Når ladingen er avsluttet, trekk USB-veggadapteren ut av stikkontakten og separer USB-ladekabelen fra ladekontakten.

6 Betjening



- Før du behandler et område på føttene for første gang, må du utføre en hudkompatibilitetstest i maksimalt 3 sekunder på et sted. Du skal bare begynne med behandlingen hvis du er sikker på at det ikke oppstår bivirkninger.
- På vår hjemmeside www.silkn.eu kan du kjøpe nye skiver for fjerning av hornhud.

NO

6.1 Montere eller bytte skiver for fjerning av hornhud

Produktet inkluderer 3 skiver for fjerning av hornhud (1)/(6)/(7) (fin, medium og grov). Start med den fine skiven for fjerning av hornhud til du er sikker på at du tåler behandlingen godt.

1. For å ta av dekselet til slipehodet (2) trekker du dette opp (se trinn 1 på **fig. B**).
2. Ta av den oppbrukte slipeskiven fra produktet (se trinn 2 på **fig. B**).
3. Trykk den ønskede skiven forsiktig på akselen til slipehodet inntil den låses på plass.
4. Nå setter du dekselet til slipehodet tilbake på produktet igjen.

6.2 Bruk av produktet

1. Sørg for at føttene dine er rene og helt tørre.
2. Trykk betjeningsknappen (4) og hold den trykket inntil produktet kobles inn. Produktet er nå slått på og stilt inn på lav hastighet.

3. Trykk på betjeningsknappen flere ganger når du ønsker en høyere hastighet ved behov.

Kontrollampen på displayet (3) lyser, når produktet har oppnådd høyere hastighet.

Du kan trykke flere ganger på betjeningsknappen ved behandling for å stille inn den aktuelt ønskede hastigheten.

4. Før slipehodet (2) over hudpartier som du ønsker å fjerne hornhud fra. Samtidig skal du bruke et lett trykk, og bruk skiven for fjerning av hornhud (1)/(6)/(7) maksimalt 2 til 3 sekunder på hvert sted på huden. Kontroller så resultatet (se **fig. C**).
5. Når du er ferdig, trykke du på betjeningsknappen og holder den trykket inntil produktet kobles ut.

Produktet har en minnefunksjon. Det lagrer den siste valgte hastigheten til neste bruk.

7 Rengjøring



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Koble alltid produktet fra strømforsyningen før rengjøring.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metallbust eller skarpe eller metalliske rengjøringshjelpemidler som kniv, harde sparkelspader eller lignende.

Rengjør alltid produktet etter bruk.

1. Forsikre deg om at produktet er slått av og ikke lades.
2. For å ta av dekselet til slipehodet **2** trekker du dette opp (se trinn 1 på **fig. B**).
3. Ta av den oppbrukte slipeskiven **1/6/7** fra produktet (se trinn 2 på **fig. B**).
4. Rengjør slipeskiven og innsiden av slipehodet med en myk børste.
5. Med en fuktig klut tørker du deretter av alle partikler fra produktet.
6. Etter rengjøring, tørk alle deler av produktet.

8 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre.

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted hvor det er beskyttet mot varme og direkte sollys.
- Oppbevar produktet slik at det er utilgjengelig for barn.
- Oppbevar produktet i originalemballasjen for å beskytte det så godt som mulig.

9 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Produktet virker ikke.	• Sørg for at produktet er ordentlig ladet. • Kontroller at produktet ikke er koblet til en USB-strømforsyning. Produktet virker ikke under lading.

Feil	Mulig årsak og løsning
Det er ikke mulig å lade produktet.	- Forsikre deg om at USB-ladekabelen er koblet riktig til ladekontakten og USB-strømkilden. - Når du bruker en USB-veggadapter til lading, pass på at den er kompatibel med produktet (5 V DC, 1 A).

10 Tekniske data

Modell:	FTC05
Spennning:	5 V DC, 1 A
Strømbehov:	2,5 W
Batteriytelse:	1300 mAh (litium)
Hastighetsinnstillinger:	2 (lav/høy)
Rotasjons hastighet:	4050 o/min (langsom) 5500 o/min (hurtig)
Ladetid:	2,5 timer
Brukstid:	ca. 300 minutter (langsom) ca. 250 minutter (hurtig)
Vekt:	164 g
Mål (L × B × D):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

11 Kassering

11.1 Avhending av emballasjen



Kildesorter emballasjen ved kasting. Kast papp og kartong som returpapp, folier til gjenvinning.

11.2 Avhending av produktet

(Gjelder for Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås.

Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her:

Gamle apparater og batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall!



Som sluttbruker er du forpliktet til å levere alle batterier til en gjenbruksstasjon der du bor eller til forhandleren, uansett om de inneholder farlige stoffer* eller ikke, slik at de kan håndteres på en miljøvennlig måte.

Ta med hele produktet (inklusive batteri) til en gjenbruksstasjon og forsikre deg om at batteriet er utladet!

*kjennetegnet med: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly

Les dette: Batteriet må tas ut av en kvalifisert fagmann og kastes separat. Ikke gjør forsøk på å åpne produktet eller demontere det for å ta ut batteriet selv. Anvisning for kvalifiserte fagfolk: For å ta ut batteriet skal produktet slås av og separeres fra ladekilden. Åpne deretter huset til produktet og ta ut det oppladbare batteriet.

12 Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessen. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

NO

13 Kundeservice

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: www.silkn.eu. Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra www.silkn.eu som PDF-fil.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

NO

Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

Silkn Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentanmälningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silkn Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silkn'n och Silkn'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innehållsförteckning

1	Leveransomfång/apparatens delar	146
2	Allmänt	146
2.1	Läs och spara bruksanvisningen	146
2.2	Symbolförklaring	146
3	Säkerhet	147
3.1	Avsedd användning	147
3.2	Säkerhetsanvisningar	147
4	Kontrollera produkten och leveransomfånget	151
5	Ladda	152
6	Användning	152
6.1	Montering och byte av fotfilsskiva	152
6.2	Användning av produkten	153
7	Rengöring	153
8	Förvaring	154
9	Felsökning	154
10	Tekniska data	155
11	Avfallshantering	155
11.1	Kassera förpackningen	155
11.2	Kassera produkten	155
12	Garantiinformation	156
13	Kundtjänst	156

I Leveransomfång/apparatens delar

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Fotfilsskiva (fin)* | 5 Laddningskontakt |
| 2 Sliphuvud | 6 Fotfilsskiva (medel) |
| 3 Display | 7 Fotfilsskiva (grov) |
| 4 Funktionsknapp | 8 USB-laddkabel |

* Redan monterad på sliphuvudet.

2 Allmänt

2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Den här bruksanvisningen medföljer GlassPedi (nedan kallad "produkten") och innehåller viktig information om installation och hantering. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt

säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna bruksanvisning kan medföra personskador eller skador på produkten. Bruksanvisningen grundar sig på de normer och regler som gäller i Europeiska unionen. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan person är det viktigt att du bifogar denna bruksanvisning.

2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här bruksanvisningen, på produkten eller på förpackningen.



VARNING!

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

OBS!

Detta signalord varnar för möjliga saksador.



Denna signalsymbol står för nyttig extrainformation om hur man hanterar och använder produkten.



Läs bruksanvisningen.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Denna symbol karakteriserar märkspänningen och märkströmmen för likström.

3 Säkerhet

3.1 Avsedd användning

Produkten är endast avsedd för borttagning av hård hud på fötterna. Den är uteslutande avsedd för privat bruk och inte lämplig för kommersiella syften.

Använd endast produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till saskador eller personskador.

SV Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personskador som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.

3.2 Säkerhetsanvisningar

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Använd produkten endast med den medföljande USB-laddkabeln.
- Produkten får drivas endast med en säkerhetsklenspänning i enlighet med märkningen på produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om USB-laddkabeln är defekt.
- Öppna inte kåpan, utan överlåt reparationen till utbildade reparatörer. Kontakta kundtjänst för sådana ärenden. Vid självständigt genomförda reparationer, felaktig anslutning eller felaktigt handhavande upphör garantin att gälla.

- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskkällor.
- Håll produkten och USB-laddkabeln borta från vatten och andra vätskor.
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, när du rengör den eller när ett fel föreligger. Dra alltid ut USB-laddkabeln när du inte laddar produkten.
- Ta aldrig i USB-laddkabeln med våta eller fuktiga händer.
- Stick inte in några föremål i kåpan.
- Håll produktens samtliga delar på avstånd från öppen eld och heta ytor.
- Placera USB-laddkabeln så att den inte utgör någon snubbelrisk.
- Dra inte ut USB-laddkabeln ur USB-strömkällan med hjälp av kabeln, utan håll alltid i kabelns kontakt.
- Vik inte USB-laddkabeln och lägg den inte över vassa kanter.
- Använd endast produkten i utrymmen inomhus.
- Använd inte produkten när den laddas.



VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Den här produkten kan användas av barn från 8 år samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller har instruerats om en säker användning av produkten och om de har förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan tillsyn.
- Håll barn under 8 år borta från produkten och USB-kabeln.
- Se till att barn inte leker med plastförpackningen. De kan fastna i den när de leker och kvävas.
- Använd produkten först då när fotfilsskivan är korrekt monterad.
- Använd produkten endast för att behandla hudförhårdnader på fötterna. Använd den inte på andra kroppsdelar eller på mjuka eller tunna hudområden.
- Använd endast produkten för behandling av torr hud (använd inga tillsatser som oljor eller lotioner).
- Behandla enstaka hudpartier högst i 2 till

3 sekunder åt gången.

- Använd inte produkten direkt på eller nära öppna sår och inflammerade hudområden eller för borttagning av vårtor.
- Sluta omedelbart att använda produkten om du upplever smärta eller irritation.
- Kontakta läkare om du inte är säker på att produkten är lämplig för dig, (om du till exempel lider av hudsjukdomar eller diabetes, om du är gravid eller om du har en pacemaker).
- Av hygieniska skäl bör produkten endast användas av en person.
- Håll produkten på avstånd från hår, peruker och andra långa, rörliga föremål som t.ex. skosnören, trådar, textilfibrer, etc.
- Vid felaktig användning kan det läcka ut vätska från batteriet – undvik kontakt med den. Vätskan som läcker från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
- Om batterivätska kommer i kontakt med hud, ögon eller slemhinnor, tvätta och skölj omedelbart de drabbade områdena med rent vatten. Kontakta läkare vid behov.
- Batterier får inte tas isär, kortslutas eller kastas i eld.
- Försök inte att ta ut batteriet ur produkten. Denna produkt innehåller batterier som inte kan bytas ut.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Håll produkten borta från öppen eld, heta ytor, höga temperaturer eller väderpåverkan (till exempel regn).
- Placera inte produkten på kanten av en yta för att förhindra att den faller ned.
- Använd endast produkten tillsammans med originaltillbehör.
- Fyll aldrig höljet till produkten med vätskor.
- Sluta använda produkten om plastdelarna är spruckna, brutna eller deformerade. Ersätt skadade delar enbart med motsvarande originaldelar.

SV

4 Kontrollera produkten och leveransomfånget

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan produkten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.
1. Ta ut produkten ur förpackningen.
 2. Förvissa dig om att leveransen är fullständig (se **fig. A**).
 3. Kontrollera att produkten och de enskilda delarna inte är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.

5 Ladda

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd endast den medföljande USB-laddkabeln för laddning.
- Ladda produkten endast vid temperaturer mellan 0 och 40 °C.



- Ladda produkten fullständigt före den första användningen och när batteriet är svagt.
 - Återstående batterikapacitet visas på displayen **3** (angiven i procent). Ladda produkten när batteriet är svagt.
 - Produkten får inte användas medan laddning pågår.
1. Sätt den mindre änden av USB-laddkabeln **8** i laddningskontakten **5**.
 2. För att ladda produkten sätter du i den större änden av USB-laddkabeln i USB-anslutningen (ingår ej i leveransomfattningen) (t.ex. USB-väggadapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Om en väggadapter används, anslut den till ett nätuttag. Laddningsprocessen påbörjas automatiskt. Den aktuella batterikapaciteten visas på displayen (angiven i procent).
 4. När laddningen är färdig drar du ut USB-väggadaptern ur nätuttaget och kopplar bort USB-laddkabeln från laddningskontakten.

SV

6 Användning



- Innan du behandlar ett område på fötterna för första gången, utför ett hudtoleranstest på ett ställe i högst 3 sekunder. Börja därefter med behandlingen endast om inga biverkningar uppstår.
- Du kan köpa nya fotfilsskivor på vår webbplats: www.silkn.eu.

6.1 Montering och byte av fotfilsskiva

Till produkten hör 3 fotfilsskivor **1/6/7** (fin, mellan och grov). Börja med den finkorniga fotfilsskivan och använd den tills du är säker på att du reagerar väl på behandlingen.

1. Dra upp locket på sliphuvudet **2** för att ta bort det (se steg 1 i **fig. B**).
2. Ta bort den monterade slipskivan från produkten (se steg 2 i **fig. B**).
3. Tryck försiktigt fast den önskade skivan på sliphuvudets axel tills den låser fast.
4. Sätt nu tillbaka locket på sliphuvudet på produkten.

6.2 Användning av produkten

1. Kontrollera att dina fötter är rena och fullständigt torra.
2. Tryck på funktionsknappen **4** och håll den intryckt tills produkten slås på. Produkten är nu påslagen och inställd på låg hastighet.
3. Tryck på funktionsknappen igen om du vill ha högre hastighet. Kontrollampan på displayen **3** tänds när produkten har nått den högre hastigheten.

SV

Du kan trycka på funktionsknappen flera gånger under behandlingen för att ställa in önskad hastighet.

4. För sliphuvudet **2** över de hudområden där du vill ta bort förhårnader. Tryck lätt och använd fotfilsskivor **1/6/7** maximalt 2 till 3 sekunder på varje hudområde. Kontrollera sedan resultatet (se **figur C**).
5. När du är klar trycker du på funktionsknappen och håller den intryckt tills produkten stängs av.

Produkten har en minnesfunktion. Den lagrar den senast valda hastigheten för nästa användning.

7 Rengöring

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Koppla alltid bort produkten från strömkällan före rengöring.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Använd inte aggressiva rengöringsmedel, borstar med metallborst eller vassa eller metalliska rengöringsverktyg såsom knivar,

hårda skrapor eller liknande.

Rengör produkten efter varje användning.

1. Se till att produkten är avstängd och att laddning inte pågår.
2. Dra upp locket på sliphuvudet **2** för att ta bort det (se steg 1 i **fig. B**).
3. Ta bort den monterade slipskivan **1/6/7** från produkten (se steg 2 i **fig. B**).
4. Rengör sliphuvudet och insidan av sliphuvudet med en mjuk borste.
5. Torka sedan bort alla partiklar från produkten med en fuktig trasa.
6. Efter avslutad rengöring torka produktens samtliga delar.

8 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra.

- Förvara produkten på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.
- Förvara produkten så att den är otillgänglig för barn.
- Förvara produkten i originalförpackningen för att skydda den på bästa möjliga sätt.

9 Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten fungerar inte.	• Se till att produkten har laddats på korrekt sätt. • Kontrollera att produkten inte är ansluten till en USB-strömkälla. Produkten fungerar inte vid laddning.
Produkten laddas inte.	• Kontrollera att USB-laddkabeln är ansluten mellan laddningsanslutningen och USB-strömkällan på ett säkert sätt. • Om du använder en USB-väggadapter för laddning ska du kontrollera att den är kompatibel med produkten (5 V DC, 1 A).

10 Tekniska data

Modell:	FTC05
Spänning:	5 V DC, 1 A
Strömförsörjning:	2,5 W
Batterikapacitet:	1 300 mAh (litium)
Hastighetsinställningar:	2 (låg/hög)
Rotationshastighet:	4 050 rpm (långsam) 5 500 rpm (snabb)
Laddningstid:	2,5 timmar
Användningstid:	ca. 300 minuter (långsam) ca. 250 minuter (snabb)
Vikt:	164 g
Dimensioner (L × B × D):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

SV

11 Avfallshantering

11.1 Kassera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

11.2 Kassera produkten

(Gäller Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



Kasserade apparater får inte kastas i hushålls-soporna!

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På så sätt

■ säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

Batterier och batteripack får inte kastas i hushållsavfallet!



Som konsument är du skyldig enligt lag att lämna samtliga batterier och batteripack – oavsett om de innehåller farliga ämnen* eller inte – till kommunens/stadsdelens återvinningscentral eller till en återförsäljare för miljövänlig avfallshantering.

Ta med den fullständiga produkten (inklusive batteriet) till din återvinningscentral och se till att batteriet är urladdat!

*märkta med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

Obs: Batteriet måste tas ut av en kvalificerad fackman och kasseras separat. Försök inte öppna eller ta isär produkten för att ta ut batteriet själv. Information för kvalificerade yrkespersoner: För att ta ut batteriet, stäng första av produkten och koppla bort den från laddningskällan. Öppna sedan produktens hölje och ta ut det uppladdningsbara batteriet.

SV

12 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en 2-års garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

13 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: www.silkn.eu. Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från www.silkn.eu som pdf.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Právní sdělení

Společnost Invention Works B.V. si vyhrazuje právo na změny výrobků nebo specifikací, za cílem zvýšení výkonu, spolehlivosti nebo zpracovatelnosti. Informace poskytnuté společností Invention Works B.V. jsou v době publikování považovány za správné a spolehlivé. Společnost Invention Works B.V. však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich používání. Licence se neposkytuje se konkludentně, ani na základě patentu nebo patentového práva společnosti Invention Works B.V.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Invention Works B.V. nesmí být žádná část tohoto dokumentu žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována nebo přenášena, a to ani elektronickou nebo mechanickou cestou. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.

Společnost Silkn Beauty Ltd. disponuje patenty, zahájenými patentovými přihláškami, obchodními značkami, autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které jsou součástí tohoto dokumentu. Pokud nebude se společností Silkn Beauty Ltd. sepsána pro tyto patenty, obchodní značky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví výslovná písemná dohoda, není poskytnutí tohoto dokumentu v žádném případě licencí. Změna technických údajů bez předchozího oznámení vyhrazena.

Silk'n a logo Silk'n jsou zapsané ochranné známky společnosti Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nizozemsko

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Obsah

I	Rozsah dodávky/Části zařízení	159
2	Všeobecně	159
2.1	Přečtěte si návod k použití a uschovejte ho	159
2.2	Vysvětlení symbolů	159
3	Bezpečnost	160
3.1	Použití v souladu s určením	160
3.2	Bezpečnostní upozornění	160
4	Kontrola výrobku a obsahu dodávky	164
5	Nabíjení	165
6	Obsluha	165
6.1	Přípevnění nebo výměna kotoučů na odstraňování ztvrdlé kůže	165
6.2	Použití výrobku	166
7	Čištění	166
8	Skladování	167
9	Odstraňování problémů	167
10	Technické údaje	168
11	Likvidace	168
11.1	Likvidace obalu	168
11.2	Likvidace výrobku	169
12	Záruční informace	169
13	Služba zákazníkům	170

I Rozsah dodávky/Části zařízení

- | | |
|--|---|
| 1 Kotouč na odstraňování ztvrdlé kůže (jemný)* | 5 Nabíjecí konektor |
| 2 Brusná hlavice | 6 Kotouč na odstraňování ztvrdlé kůže (střední) |
| 3 Displej | 7 Kotouč na odstraňování ztvrdlé kůže (hrubý) |
| 4 Ovládací tlačítko | 8 Nabíjecí USB kabel |

*Již připevněn na brusné hlavici.

2 Všeobecně

2.1 Přečtěte si návod k použití a uschovejte ho



Tento návod k použití je přiložen k výrobku GlassPedi (dále jen „výrobek“) a obsahuje důležité informace týkající se seřízení a manipulace.

Před použitím výrobku si návod k použití pečlivě přečtěte. Platí to zejména pro bezpečnostní

upozornění. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek zranění nebo poškození výrobku. Návod k použití je založený na normách a pravidlech platných v Evropské unii. Respektujte pokyny a zákony platné v zahraničí i pro jednotlivé země. Uschovejte tento návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, současně s ním předejte i tento návod k použití.

2.2 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na výrobku nebo na obalu se používají následující symboly a výstražná slova.



VÝSTRAHA!

Tato výstražná slova/výstražné symboly označují nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí poškození majetku.



Tento výstražný symbol poskytuje užitečné dodatečné informace k manipulaci a používání.



Přečtěte si návod k obsluze.



Prohlášení o shodě: S tímto symbolem označení jsou výrobky v souladu se všemi platnými předpisy Společenství v rámci Evropského hospodářského prostoru.



Tento symbol označuje jmenovité napětí a jmenovitý proud pro stejnosměrný proud.

3 Bezpečnost

3.1 Použití v souladu s určením

Tento výrobek je určen výhradně k odstraňování ztvrdlé kůže na chodidlech. Je určen výlučně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití.

Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo zraněním. Výrobce neručí za škody nebo zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

CS

3.2 Bezpečnostní upozornění

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Používejte výrobek pouze s dodaným nabíjecím USB kabelem.
- Výrobek smí být používán pouze s bezpečnostním nízkým napětím, jehož hodnota odpovídá hodnotě uvedené na výrobku.
- Výrobek neuvádějte do provozu, jestliže je poškozený nebo pokud je vadný nabíjecí USB kabel.
- Nikdy neotevírejte pouzdro, přenechejte opravu odborným pracovníkům. Za tímto

účelem se obraťte na zákaznický servis. V případě svépomocí provedených oprav, neodborného nebo nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy pozbývají jakékoliv záruční nároky platnost.

- Při opravách se smí použít jen takové díly, které odpovídají původním údajům přístroje. V tomto výrobku se nachází elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Výrobek a nabíjecí USB kabel uchovávejte mimo dosah vody a kapalin.
- Výrobek vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte, čistíte jej nebo dojde k poruše. Pokud výrobek nenabíjíte, vždy odpojte nabíjecí USB kabel.
- Nikdy se nedotýkejte nabíjecího USB kabelu mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevkládejte žádné předměty do pouzdra.
- Žádnou část výrobku neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Umísťte nabíjecí USB kabel tak, abyste o něj nezakopli.
- Nevytahujte nabíjecí USB kabel z napájecího USB zdroje za kabel, nýbrž vždy uchopte samotnou zástrčku kabelu.
- Neohýbejte nabíjecí USB kabel a nepokládejte jej přes ostré hrany.

- Výrobek používejte pouze v interiéru.
- Výrobek nepoužívejte během nabíjení.

! VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny, jak se má výrobek bezpečně používat a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Čištění a běžnou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek a USB kabel uložte vždy mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Zajistěte, aby si s plastovým obsahem nehrály děti. Při hraní by se do něj mohly zachytit a udusit se.
- Výrobek používejte až po správném nasazení kotouče na odstraňování ztvrdlé kůže.
- Výrobek používejte pouze k ošetření ztvrdlé kůže na chodidlech. Nepoužívejte jej na jiných částech těla ani na měkkých nebo tenkých částech kůže.
- Výrobek používejte pouze k suchému ošetření kůže (nepoužívejte žádné přísady, jako jsou oleje nebo krémy).

- Ošetřujte jednotlivé oblasti kůže vždy maximálně po dobu 2 až 3 sekund.
- Nepoužívejte přípravek přímo na otevřené rány a zanícené oblasti kůže ani v jejich blízkosti, ani k odstranění bradavic.
- Pokud se objeví bolest nebo podráždění, výrobek ihned přestaňte používat.
- Pokud si nejste jisti, zda je výrobek pro vás vhodný (například pokud trpíte kožním onemocněním nebo cukrovkou, jste těhotná nebo máte kardiostimulátor), poraďte se s lékařem.
- CS • Z hygienických důvodů by výrobek měla používat pouze jedna osoba.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah vlasů, paruk a jiných dlouhých, pohyblivých předmětů, jako jsou tkaničky, nitě, textilní vlákna atd.
- Při nesprávném použití může z baterie vytéct kapalina – vyhněte se kontaktu s ní. Únik kapalin z baterií může způsobit podráždění nebo poleptání.
- Dojde-li ke kontaktu kůže, očí nebo sliznice s kapalinou z baterie, zasažené místo neprodleně omyjte a opláchněte čistou vodou. Případně vyhledejte lékaře.
- Baterie nerozebírejte, nezkratujte a ani nevhazujte do ohně.
- Nepokoušejte se vyjmout z výrobku baterie.

Tento výrobek obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Výrobek neumistujte do blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů, nevystavujte ho vysokým teplotám ani povětrnostním vlivům (např. dešti).
- Výrobek nikdy nepokládejte na okraj nějaké plochy, z níž by mohl spadnout.
- Výrobek používejte pouze s originálním příslušenstvím.
- Nikdy nenaplňujte kryt výrobku tekutinami.
- V případě prasknutí, zlomení nebo deformací plastových dílů přestaňte výrobek používat. Poškozené díly nechejte vyměnit pouze za příslušné originální náhradní díly.

CS

4 Kontrola výrobku a obsahu dodávky

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Pokud neopatrně otevřete obal pomocí ostrého nože nebo pomocí jiných ostrých předmětů, můžete výrobek snadno poškodit. Při otevírání buďte velmi opatrní.
1. Výrobek vyjměte z obalu.
 2. Přesvědčte se, zda je dodávka kompletní (viz **obr. A**).
 3. Zkontrolujte, zda výrobek nebo jeho jednotlivé části nejsou poškozené. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Za tímto účelem se obraťte na náš zákaznický servis.

5 Nabíjení

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- K nabíjení používejte vždy pouze dodaný nabíjecí USB kabel.
- Výrobek nabíjejte pouze při okolní teplotě v rozsahu od 0 do 40 °C.



- Výrobek nechejte před prvním použitím a při nízkém výkonu akumulátoru úplně nabít.
- Zbývající kapacita baterie se zobrazuje na displeji  3 v procentech. Když je baterie slabá, výrobek nabíjte.
- Během nabíjení výrobek nepoužívejte.

1. Zapojte menší konec nabíjecího USB kabelu  do nabíjecího konektoru .
2. Pro nabíjení zapojte větší konec nabíjecího USB kabelu do USB zdířky vhodného napájecího USB zdroje (není součástí přístroje) (např. nástěnný USB adaptér, 5 V DC, 1 A).
3. Pokud používáte nástěnný adaptér, zasuněte jej prosím do síťové zásuvky.
Nabíjení začne automaticky. Aktuální kapacita baterie se zobrazuje na displeji v procentech.
4. Po dokončení nabíjení odpojte USB nástěnný adaptér ze síťové zásuvky a odpojte nabíjecí USB kabel od nabíjecího konektoru.

6 Obsluha



- Před prvním ošetřením určité oblasti na chodidlech proveďte na jednom místě test snášenlivosti pokožky po dobu maximálně 3 sekund. S ošetřováním začněte pouze tehdy, pokud se neobjeví žádné nežádoucí reakce.
- Na našem webu www.silkn.eu si můžete zakoupit nové kotouče na odstraňování ztvrdlé kůže.

6.1 Připevnění nebo výměna kotoučů na odstraňování ztvrdlé kůže

Součástí výrobku jsou 3 kotouče na odstraňování ztvrdlé kůže  1/  6/  7 (jemný, střední a hrubý). Začněte s jemným kotoučem na odstraňování ztvrdlé kůže, dokud si nebudete jisti, že ošetření snášíte dobře.

1. Chcete-li sejmut kryt brusné hlavice **(2)**, zatáhněte za něj směrem nahoru (viz krok 1 na **obr. B**).
2. Sejměte nasazený brusný kotouč z výrobku (viz krok 2 na **obr. B**).
3. jemně přitlačte požadovaný kotouč k hřídeli brusné hlavice, dokud nezacvakne.
4. Nyní nasadte kryt brusné hlavice zpět na výrobek.

6.2 Použití výrobku

1. Ujistěte se, že máte nohy čisté a zcela suché.
2. Stiskněte ovládací tlačítko **(4)** a podržte je, dokud se výrobek nezapne. Nyní je výrobek zapnutý a nastavený na nízké otáčky.
3. Pokud potřebujete vyšší rychlost, znovu stiskněte ovládací tlačítko.

Jakmile výrobek dosáhne vyšší rychlosti, kontrolka displeje **(3)** se rozsvítí.

Během ošetření můžete ovládací tlačítko stisknout několikrát, abyste nastavili požadovanou rychlost.

4. Přejíždějte brusnou hlavici **(2)** po částech pokožky, ze kterých chcete odstranit ztvrdlou kůži. Při tom vyvíjejte mírný tlak a kotouč na odstraňování ztvrdlé kůže **(1)/(6)/(7)** používejte maximálně 2 až 3 sekundy na jednom místě pokožky. Poté zkontrolujte výsledek (viz **obr. C**).
5. Po dokončení stiskněte ovládací tlačítko a podržte je, dokud se výrobek nevypne.
Výrobek má paměťovou funkci. Uloží poslední zvolenou rychlost pro příští použití.

7 Čištění

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Předtím, než výrobek vyčistíte, ho vždy odpojte od zdroje napájení.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými či nylonovými štětci.

vými štětinami, ani ostré nebo kovové čistící pomůcky, jako jsou nože, tvrdé špachtle apod.

Po každém použití výrobek očistěte.

1. Ujistěte se, že je výrobek vypnutý a nenabíjí se.
2. Chcete-li sejmout kryt brusné hlavice **(2)**, zatáhněte za něj směrem nahoru (viz krok 1 na **obr. B**).
3. Sejměte nasazený brusný kotouč **(1)**/**(6)**/**(7)** z výrobku (viz krok 2 na **obr. B**).
4. Vyčistěte brusný kotouč a vnitřní stranu brusné hlavice měkkým kartáčem.
5. Poté vlhkým hadříkem setřete všechny částice z výrobku.
6. Po vyčištění všechny části výrobku osušte.

8 Skladování

CS

Před uskladněním zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché.

- Výrobek uschovávejte na čistém a suchém místě, které je chráněno před horkem a přímým slunečním světlem.
- Výrobek uložte tak, aby k němu neměly přístup děti.
- Výrobek uchovávejte v původním obalu, abyste ho co možná nejlépe chránili.

9 Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete odstranit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud se problém přesto nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek neopravujte sami.

Porucha	Možné příčiny a řešení
Výrobek nefunguje.	• Ujistěte se, že je výrobek řádně nabitý. • Ujistěte se, že výrobek není připojen k USB napájecímu adaptéru. Výrobek během nabíjení nefunguje.

Porucha	Možné príčiny a riešenie
Výrobek není možné nabít.	- Ujistěte se, že je nabíjecí USB kabel řádně zapojen do nabíjecího konektoru a napájecího USB zdroje. - Pokud k nabíjení používáte nástěnný USB adaptér, dbejte na to, aby byl s výrobkem kompatibilní (5 V DC, 1 A).

10 Technické údaje

Model:	FTC05
Napětí:	5 V DC, 1 A
Napájení:	2,5 W
Kapacita baterie:	1 300 mAh (lithiová)
Nastavení rychlosti:	2 (nizká/vysoká)
Rotační rychlost:	4 050 ot/min (nizká) 5 500 ot/min (vysoká)
Doba nabíjení:	2,5 hodiny
Doba použití:	cca 300 min (nizké otáčky) cca 250 min (vysoké otáčky)
Hmotnost:	164 g
Rozměry (d × š × h):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

CS

11 Likvidace

11.1 Likvidace obalu



Obal zlikvidujte podľa jeho typu. Lepenku a karton odevzdejte do sběru papíru, folie do sběru druhotných surovín.

11.2 Likvidace výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém recyklovatelného sběru)



Staré přístroje nesmí být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad!

Pokud již nelze výrobek používat, **zlikvidujte jej v souladu s nařízeními, která jsou platná ve vaší zemi či regionu.** To zajišťuje, že staré spotřebiče

budou řádně recyklovány a bude zabráněno negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektronické

přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a akumulátory – ať už obsahují nebezpečné látky* nebo ne – na sběrném místě ve vaší obci/městské části nebo u prodejce, aby mohly být zlikvidovány ekologicky.

Odneste celý výrobek (včetně akumulátoru) na příslušné sběrné místo a ujistěte se, že je akumulátor vybitý!

*označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Upozornění: Baterii musí vyjmout a samostatně zlikvidovat kvalifikovaný odborník. Nepokoušejte se výrobek otevřít nebo rozebrat, abyste baterii vyjmuli sami. Upozornění pro kvalifikované odborníky: Chcete-li baterii vyjmout, výrobek vypněte a odpojte ho od zdroje napájení. Poté otevřete kryt výrobku a vyjměte dobíjecí baterii.

12 Záruční informace

Na tento výrobek se vztahují evropská nařízení a zákony o 2 leté záruce. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické vady způsobené vadnými výrobními postupy. Pokud chcete uplatnit svůj nárok na záruku, je nutno získat pokyny od naší služby zákazníkům. Může vyřešit váš problém, aniž byste museli výrobek zaslat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naše služba zákazníkům vám vždy rád pomůže!

I3 Služba zákazníkům

Další informace o výrobcích Silk'n naleznete na svých regionálních webových stránkách na: www.silkn.eu. Pokud je přístroj poškozený nebo defektní, potřebuje opravit, jestliže potřebujete naši pomoc, obraťte se na nejbližší servisní středisko Silk'n. Tuto příručku uživatele si ve formátu PDF můžete stáhnout i z www.silkn.eu.

Číslo servisního střediska: +31 (0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silk'n Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silk'n Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Spis treści

I	Zakres dostawy/części urządzenia	173
2	Informacje ogólne	173
2.1	Przeczytanie i przechowywanie instrukcji obsługi	173
2.2	Objaśnienie symboli	173
3	Bezpieczeństwo	174
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	174
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	174
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	179
5	Ładowanie	180
6	Obsługa	180
6.1	Zakładanie i wymiana tarcz do usuwania zrogowaciałego naskórka	181
6.2	Sposób użycia	181
7	Czyszczenie	182
8	Przechowywanie	182
9	Rozwiązywanie problemów	183
10	Dane techniczne	183
11	Utylizacja	184
11.1	Utylizacja opakowania	184
11.2	Utylizacja produktu	184
12	Informacje gwarancyjne	185
13	Obsługa klienta	185

I Zakres dostawy/części urządzenia

- | | |
|--|--|
| 1 Tarcza do usuwania zrogowaciego naskórka (drobna)* | 5 Gniazdo ładowania |
| 2 Głowica pilnika | 6 Tarcze do usuwania zrogowaciego naskórka (średnie) |
| 3 Wyświetlacz | 7 Tarcze do usuwania zrogowaciego naskórka (grube) |
| 4 Przycisk | 8 Kabel USB do ładowania |

* Tarcza jest fabrycznie zamocowana na głowicy pilnika.

2 Informacje ogólne

2.1 Przeczytanie i przechowywanie instrukcji obsługi



Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do urządzenia GlassPedi (dalej zwanego „produktem”) i zawiera ważne informacje dotyczące jego użytkowania i konfiguracji.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy

dokładnie zapoznać się z całą instrukcją. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.



OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy wskazuje na dodatkowe, przydatne informacje dotyczące obsługi i użytkowania produktu.



Należy przeczytać instrukcję obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Symbol ten wskazuje napięcie i natężenie znamionowe dla prądu stałego.

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do usuwania zrogowaciałego naskórka stóp. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego.

Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym kablem USB do ładowania.
- Produkt może być zasilany wyłącznie bezpiecznym, niskim napięciem, zgodnie z oznaczeniem na produkcie.

- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony lub kabel USB do ładowania jest wadliwy.
- Nie otwierać obudowy, a naprawę zlecać specjalistom. W tym celu należy zwracać się do działu obsługi klienta. W przypadku naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieodpowiedniej obsługi wyklucza się roszczenia gwarancyjne.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodchowne do bezpiecznego użytkowania.
- Przechowywać produkt oraz kabel USB do ładowania z dala od wody i innych płynów.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, podczas czyszczenia lub w przypadku wystąpienia usterki. Zawsze odłączać kabel USB do ładowania, gdy produkt nie jest ładowany.
- Nigdy nie dotykać kabla USB do ładowania wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Trzymać produkt i wszystkie jego części z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.

- Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.
- Nie wyciągać kabla USB do ładowania ze źródła zasilania USB, ciągnąc za przewód, zawsze chwytać za wtyczkę kabla.
- Nie zaginać kabla USB do ładowania i nie prowadzić go przez ostre krawędzie.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie używać produktu podczas ładowania.

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 8. roku życia należy trzymać z dala od produktu i kabla USB.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły

PL

się opakowaniem z tworzywa sztucznego. Mogłyby się podczas zabawy w nią zaplątać i udusić.

- Nie należy używać produktu, dopóki tarcza do usuwania zrogowaciałego naskórka nie zostanie prawidłowo zamocowana.
- Produkt należy stosować wyłącznie do usuwania zrogowaciałego naskórka stóp. Nie stosować na innych częściach ciała oraz na miękkiej lub cienkiej skórze.
- Używać produktu tylko do pielęgnacji skóry na sucho (nie używać dodatków, takich jak olejki lub balsamy).
- Poszczególne obszary skóry należy poddawać zabiegowi przez maksymalnie 2 do 3 sekund na raz.
- Nie stosować produktu bezpośrednio na lub w pobliżu otwartych ran i obszarów skóry objętych stanem zapalnym lub w celu usunięcia brodawek.
- Jeśli wystąpi ból lub podrażnienie, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.
- Skonsultować się z lekarzem, jeśli nie ma się pewności, czy produkt jest odpowiedni dla użytkownika (na przykład, jeśli użytkownik cierpi na choroby skóry lub cukrzycę, jest w ciąży lub nosi rozrusznik serca).
- Ze względów higienicznych produkt powinien być używany tylko przez jedną osobę.

- Produkt należy trzymać z dala od włosów, peruk i innych długich, ruchomych przedmiotów, takich jak sznurowadła, nici, włókna tekstylne itp.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z baterii może wyciekać płyn - należy unikać kontaktu z nim. Płyn wyciekający z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- W przypadku kontaktu skóry, oczu lub błon śluzowych z płynem z baterii należy natychmiast przemyć i spłukać dotknięte obszary czystą wodą. W razie potrzeby proszę skonsultować się z lekarzem.
- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia.
- Nie należy próbować wyjmować baterii z produktu. Produkt zawiera niewymienne baterie.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni, wysokiej temperatury lub czynników atmosferycznych (np. deszczu).
- Nie umieszczać produktu na krawędzi powierzchni, aby zapobiec jego upadkowi.
- Produkt należy używać wyłącznie z

oryginalnymi akcesoriami.

- Nigdy nie napełniać obudowy produktu płynami.
- Nie używać produktu, jeżeli elementy z tworzywa sztucznego są pęknięte, uszkodzone lub zdeformowane.
Uszkodzone części należy wymieniać tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

PL

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.
1. Wyjąć produkt z opakowania.
 2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
 3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działu obsługi klienta.

5 Ładowanie



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonego kabla USB do ładowania.
- Produkt ładować w temperaturze od 0 do 40 °C.



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski.
 - Pozostały poziom naładowania baterii jest widoczny na wyświetlaczu **3** (w postaci wartości procentowej). Gdy poziom naładowania baterii jest niski, należy naładować produkt.
 - Podczas ładowania nie wolno używać produktu.
1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB do ładowania **8** do gniazda ładowania **5** w urządzeniu.
 2. Aby naładować urządzenie, podłączyć większą końcówkę kabla USB do ładowania do gniazda USB odpowiedniego źródła zasilania USB (nie wchodzi w skład zestawu) (np. adapter ścienny USB, 5 V DC, 1 A).
 3. W przypadku korzystania z adaptera ściennego należy podłączyć go do gniazdka sieciowego.
Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Aktualny poziom naładowania baterii jest widoczny na wyświetlaczu (w postaci wartości procentowej).
 4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć adapter ścienny USB od gniazdka sieciowego oraz kabel USB od urządzenia.

PL

6 Obsługa



- Przed pierwszym użyciem produktu na danym obszarze stóp należy wykonać test tolerancji skóry, przykładając urządzenie na maksymalnie 3 sekundy. Zabieg należy kontynuować wyłącznie wtedy, gdy nie wystąpią żadne niepożądane reakcje skórne.
- Nowe tarcze do usuwania zrogowaciałego naskórka można kupić na naszej stronie internetowej: www.silkn.eu

6.1 Zakładanie i wymiana tarcz do usuwania zrogowaciałego naskórka

Produkt zawiera 3 tarcze do usuwania zrogowaciałego naskórka (1/6/7) (drobną, średnią i grubą). Zaleca się rozpoczęcie użytkowania od drobnej tarczy do usuwania zrogowaciałego naskórka, aż do upewnienia się, że zabieg jest dobrze tolerowany.

1. Aby zdjąć pokrywę głowicy pilnika (2), należy pociągnąć ją do góry (patrz: krok 1, **rys. B**).
2. Zdjąć zamocowaną tarczę pilnika (patrz: krok 2, **rys. B**).
3. Delikatnie wcisnąć wybraną tarczę na głowicę pilnika, aż słyszalne będzie zatrzaśnięcie.
4. Ponownie założyć pokrywę głowicy pilnika.

6.2 Sposób użycia

1. Upewnić się, że stopy są czyste i całkowicie suche.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (4), aż produkt się włączy. Po uruchomieniu produkt pracuje z niską prędkością.
3. W razie potrzeby nacisnąć przycisk ponownie, aby zwiększyć prędkość.

Zapalenie się kontrolki na wyświetlaczu (3) sygnalizuje wyższą prędkość pracy.

Podczas zabiegu można wielokrotnie zmieniać prędkość, naciskając przycisk.

4. Delikatnie przesuwając głowicę pilnika (2) po obszarach skóry wymagających usunięcia zrogowaciałego naskórka. Stosować lekki nacisk i nie zatrzymywać tarczy do usuwania zrogowaciałego naskórka (1/6/7) w jednym miejscu dłużej niż 2–3 sekundy. Następnie sprawdzić efekt zabiegu (patrz: **rys. C**).
5. Po zakończeniu nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż produkt się wyłączy.

Produkt posiada funkcję zapamiętywania ostatnio używanej prędkości, która zostanie automatycznie ustawiona przy kolejnym użyciu.

7 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek ze szczeciną metalową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachle itp.

Produkt należy czyścić po każdym użyciu.

1. Upewnić się, że produkt jest wyłączony i nie znajduje się w trybie ładowania.
2. Aby zdjąć pokrywę głowicy pilnika , pociągnąć do góry (patrz: krok 1, **rys. B**).
3. Zdjąć tarczę /6/7 pilnika (patrz: krok 2, **rys. B**).
4. Wyczyścić tarczę i wnętrze głowicy pilnika za pomocą miękkiej szczotki.
5. Usunąć pozostałości za pomocą wilgotnej ściereczki.
6. Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie osuszyć wszystkie elementy produktu.

8 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia najlepszej ochrony.

PL

9 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	• Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany. • Upewnić się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania USB. Produkt nie działa podczas ładowania.
Produkt się nie ładuje.	• Upewnić się, że kabel USB do ładowania jest prawidłowo podłączony między gniazdem ładowania a źródłem zasilania USB. • Jeśli do ładowania używany jest adapter ścienny USB, należy upewnić się, że jest on zgodny z wymaganiami produktu (5 V DC, 1 A).

10 Dane techniczne

Model:	FTC05
Napięcie:	5 V DC, 1 A
Zasilanie:	2,5 W
Pojemność akumulatora:	1300 mAh (litowy)
Ustawienia prędkości:	2 (niska/wysoka)
Prędkość obrotowa:	4050 obr./min (wolno) 5500 obr./min (szybko)
Czas ładowania:	2,5 godziny
Czas użytkowania:	ok. 300 minut (wolno) ok. 250 minut (szybko)
Waga:	164 g
Wymiary (dł. × szer. × głęb.):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

II Utylizacja

II.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Teksturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

II.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki surowców wtórnych)



Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!

Jeśli produkt nie może być już dłużej używane, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.** W ten

sposób zapewnia się profesjonalną utylizację zużytych urządzeń i chroni środowisko naturalne. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób

przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

*oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Wskazówka: Bateria powinna zostać wyjęta i zutylizowana oddzielnie przez wykwalifikowanego specjalistę. Nie wolno samodzielnie otwierać ani rozbierać produktu w celu wyjęcia baterii. Wskazówka dla wykwalifikowanych specjalistów: Aby wyjąć baterię, należy wyłączyć produkt i odłączyć go od źródła ładowania. Następnie otworzyć obudowę produktu i ostrożnie wyjąć baterię.

12 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

13 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkkn.eu

Teisinė informacija

Invention Works B.V. pasilieka teisę atlikti savo gaminių ar specifikacijų pakeitimus, kuriais gerinama gaminių kokybė, didinamas naudojimo saugumas ar tobulinama gamyba. Invention Works B.V. parengta informacija paskelbiant yra teisinga ir patikima. Tačiau Invention Works B.V. neatsako už šios informacijos naudojimą. Invention Works B.V. licencija nesuteikiama nei netiesiogiai, nei pagal patentą ar patento teisę.

Be aiškaus raštiško Invention Works B.V. sutikimo draudžiama bet kokiais tiksliais ir bet kokia forma ar elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis kopijuoti ar perduoti šį dokumentą. Pasilieka teisę keisti duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silkn Beauty Ltd. turi patentų, susijusių patentų paraiškų, prekių ženklų, autoriaus teisių ir kitos intelektualinės nuosavybės, kurie yra šio dokumento objektas. Jei nėra atskiro raštiško susitarimo su Silkn Beauty Ltd., šiuo dokumentu jums nesuteikiama licencija naudoti šiuos patentus, prekių ženklus, autoriaus teises ir kitas intelektualinės nuosavybės teises. Pasilieka teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n pavadinimas ir Silk'n logotipas yra registruoti Silkn Beauty Ltd. prekių ženklai.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nyderlandai
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Turinys

I	Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys	188
2	Bendroji informacija	188
2.1	Naudojimo instrukcijos skaitymas ir saugojimas	188
2.2	Simbolių paaiškinimas	188
3	Sauga	189
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	189
3.2	Saugos nurodymai	189
4	Gaminio ir komplekto tikrinimas	193
5	Įkrovimas	193
6	Valdymas	194
6.1	Suragėjusios odos šlifavimo diskų tvirtinimas ir keitimas	194
6.2	Gaminio naudojimas	194
7	Valymas	195
8	Laikymas	196
9	Trikčių paieška	196
10	Techniniai duomenys	196
11	Šalinimas	197
11.1	Pakuotės šalinimas	197
11.2	Produkto šalinimas	197
12	Garantijos informacija	198
13	Klientų aptarnavimo skyrius	198

I Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys

- | | |
|---|---|
| 1 Suragėjusios odos šlifavimo diskas (smulkus)* | 5 Įkrovimo lizdas |
| 2 Šlifavimo galvutė | 6 Suragėjusios odos šlifavimo diskas (vidutinio šiurkštumo) |
| 3 Ekranas | 7 Suragėjusios odos šlifavimo diskas (šiurkštus) |
| 4 Valdymo mygtukas | 8 USB įkrovimo laidas |

* Jau pritvirtinta prie šlifavimo galvutės

2 Bendroji informacija

2.1 Naudojimo instrukcijos skaitymas ir saugojimas



Šis vartotojo vadovas pridamas prie „GlassPedi“ (toliau – gaminys) ir jame pateikiama svarbi informacija apie gaminio paruošimą ir naudojimą. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Ypač atidžiai perskaitykite saugos nurodymus. Nesilaikant vartotojo vadovo galima patirti sužalojimų arba gali būti pažeistas gaminys. Vartotojo vadovas parengtas remiantis Europos Sąjungoje galiojančiais standartais ir taisyklėmis. Užsienyje laikykitės naudojimo šalyje galiojančių direktyvų ir teisės aktų. Saugokite vartotojo vadovą galimam vėlesniam naudojimui. Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, būtinai kartu perduokite ir vartotojo vadovą.

LT

2.2 Simbolių paaiškinimas

Šiame vartotojo vadove, ant gaminio ar pakuotės pateikiami toliau aprašyti simboliai ir signaliniai žodžiai.



ĮSPĖJIMAS!

Šiuo signaliniu žodžiu / simboliu žymimas vidutinio rizikingumo pavojus, kurio neišvengus, galima patirti mirtį ar sunkų sužalojimą.

NURODYMAS!

Šis signalinis žodis įspėja apie galimą materialinę žalą.



Šiuo signaliniu simboliu pateikiama naudinga papildoma informacija apie tvarkymą ir naudojimą.



Perskaitykite vartotojo vadovą.



Atitikties deklaracija: Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Europos ekonominės erdvės reikalavimus.



Šiuo simboliu žymima nuolatinės elektros srovės var-dinė įtampa ir vardinė srovė.

3 Sauga

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Gaminys skirtas tik suragėjusiai pėdų odai šalinti. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui ir neskirtas komerciniam naudojimui. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali sukelti žalos turtui ar žmonėms. Gamintojas neatsako už žalą ir sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.

3.2 Saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Gaminį naudokite tik su kartu pateiktu USB įkrovimo laidu.
- Gaminį galima naudoti tik esant saugiai itin žemai įtampai, vadovaujantis ženklais ant pačio gaminio.
- Nepradėkite naudoti gaminio, jei jis pažeistas arba pažeistas USB įkrovimo laidas.
- Nebandykite atidaryti gaminio korpuso, o remonto darbus patikėkite specialistams. Tuo tikslu kreipkitės į klientų aptarnavimo

skyrių. Dėl savavališkai atlikto remonto, netinkamo prijungimo ar netinkamo naudojimo prarandama teisė reikalauti atsakomybės ir garantijos.

- Remontui gali būti naudojamos tik pradinis įrenginio duomenis atitinkančios dalys. Šiame gaminyje yra elektrinių ir mechaninių dalių, būtinų apsaugai nuo pavojaus šaltinių.
- Laikykite gaminį ir USB įkrovimo laidą toliau nuo vandens ir kitų skysčių.
- Visada išjunkite gaminį, jei jo nenaudojate ar valote arba įvykus trikdžiai. Kai gaminio nekraunate, būtinai atjunkite USB įkrovimo laidą.
- Jokiu būdu neimkite USB įkrovimo laido šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Nekiškite į gaminį jokių daiktų.
- Saugokite visas gaminio dalis nuo atviros liepsnos ir karštų paviršių.
- USB įkrovimo laidą nutieskite taip, kad nekiltų pavojus už jo užkliūti.
- USB įkrovimo laido netraukite iš USB maitinimo šaltinio už paties laido, bet visada imkite už kištuko.
- USB įkrovimo laido nesulenkite ir nedėkite virš aštrių briaunų.
- Gaminį naudokite tik patalpose.
- Nenaudokite gaminio, kol jis įkraunamas.

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Šį gaminį gali naudoti ir vaikai nuo 8 metų bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo apmokyti, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Gaminys neskirtas žaisti vaikams. Valymo ir priežiūros darbus draudžiama atlikti vaikams be suaugusiųjų priežiūros.
- Neleiskite jaunesniems nei 8 metų vaikams liesti gaminio ir USB laido.
- Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su plastikine pakuote. Žaisdami jie gali į ją įsipainioti ir uždusti.
- Naudokite gaminį tik tada, kad suragėjusios odos šlifavimo diskas yra tinkamai pritvirtintas.
- Naudokite gaminį tik suketėjusiai pėdų odai prižiūrėti. Nenaudokite jo ant kitų kūno dalių ir ant švelnios ar plonos odos.
- Naudokite gaminį tik sausai odai prižiūrėti (nenaudokite jokių priedų, pvz., aliejų ar losjonų).
- Šlifuokite kiekvieną atskirą odos sritį ne ilgiau kaip 2–3 sekundes.
- Nenaudokite gaminio tiesiogiai ant atvirų žaizdų ir uždegimo paveiktų odos sričių ar

greta jų arba karpoms šalinti.

- Jei pajuntate skausmą ar pastebite sudirgimą, nedelsiant nustokite naudoti gaminį.
- Kreipkitės į gydytoją, jei abejojate, ar šis gaminys jums tinka (pavyzdžiui, jei sergate odos ligomis ar cukriniu diabetu, esate nėščia arba turite širdies stimuliatorių).
- Higienos sumetimais gaminį turėtų naudoti tik vienas asmuo.
- Laikykite gaminį atokiai nuo plaukų, perukų ir kitų ilgų, judančių daiktų, tokių kaip batų raišteliai, siūlai, tekstilės pluoštai ir t. t.
- Netinkamai naudojant gaminį, gali ištekti baterijos skystis – venkite sąlyčio su juo. Iš baterijų iškėjęs skystis gali dirginti ir ėsdinti.
- Baterijos skysčiui patekus ant odos, į akis ar ant gleivinės, nedelsdami nuplaukite sąlyčio vietas švarius vandeniu. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
- Jokiu būdu baterijų neardykite, nejunkite trumpuoju jungimu ir nemeskite į ugnį.
- Nebandykite iš gaminio išimti akumuliatoriaus. Šiame gaminyje esantis akumuliatorius nekeičiamas.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Saugokite gaminį nuo atviros ugnies, karštų paviršių, aukštos temperatūros ar oro reiškinių (pvz., lietaus) poveikio.

- Nestatykite gaminio ant paviršiaus krašto, kad jis nenukristų.
- Naudokite gaminį tik su originaliais priedais.
- Niekada nepilkite į gaminio korpusą skysčių.
- Nebenaudokite gaminio, jei įtrūko, sulūžo ar deformavosi jo plastikinės dalys. Pažeistas dalis keiskite tik analogiškomis originaliomis atsarginėmis dalimis.

4 Gaminio ir komplekto tikrinimas

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Neatsargiai atidarydami pakuotę aštriu peiliu ar kitu smailiu daiktu, galite pažeisti gaminį. Atidarydami pakuotę būkite atsargūs.

1. Išimkite gaminį iš pakuotės.
2. Įsitikinkite, ar pateiktame komplekte nieko netrūksta (žr. **A pav.**).
3. Patikrinkite, ar gaminys bei atsarginės dalys nepažeisti. Jei yra pažeidimų, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

5 Įkrovimas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Gminiui įkrauti naudokite tik kartu pateiktą USB įkrovimo laidą.
- Gaminį įkraukite tik 0–40 °C temperatūros aplinkoje.



- Prieš pirmąjį naudojimą bei esant mažai akumulatoriaus galiai, gaminį įkraukite iki galo.
 - Likusi akumulatoriaus galia rodoma ekrane **3** (nurodoma procentais). Esant mažai akumulatoriaus galiai, įkraukite gaminį.
 - Kol gaminys įkraunamas, jo naudoti negalima.
1. Mažesnę USB įkrovimo laidą **8** galą įkiškite į įkrovimo lizdą **5**.
 2. Didesnę USB įkrovimo laidą galą įkiškite į tinkamo USB maitinimo šaltinio (nepridėto) USB lizdą (pvz., USB sieninį adapterį, 5 V DC, 1 A).
 3. Jei naudojate sieninį adapterį, įstatykite jį į tinklo lizdą.
Gaminys pradėdamas įkrauti automatiškai. Esama akumulatoriaus galia rodoma ekrane (nurodoma procentais).
 4. Jei įkrovimas užbaigtas, ištraukite USB sieninį adapterį iš tinklo lizdo ir ištraukite USB įkrovimo laidą iš įkrovimo lizdo.

6 Valdymas



- Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti gaminį ant pėdų odos, vienoje vietoje ne ilgiau kaip 3 sekundes atlikite tinkamumo odai bandymą. Pradėkite procedūrą tik tada, kai nėra jokio šalutinio poveikio.
- Mūsų interneto svetainėje www.silk'n.eu galite įsigyti naujų suragėjusios odos šlifavimo diskų.

LT

6.1 Suragėjusios odos šlifavimo diskų tvirtinimas ir keitimas

Prie gaminio pridėdami 3 suragėjusios odos šlifavimo diskai **1** / **6** / **7** (smulkus, vidutinio šiurkštumo ir šiurkštus). Iš pradžių naudokite smulkų suragėjusios odos šlifavimo diską, kol įsitikinsite, kad jūsų oda gerai toleruoja procedūrą.

1. Norėdami nuimti šlifavimo galvutės **2** dangtelį, patraukite jį į viršų (žr. 1 žingsnį **B pav.**).
2. Nuimkite pritvirtintą šlifavimo diską nuo gaminio (žr. 2 žingsnį **B pav.**).
3. Švelniai prispauskite norimą šlifavimo diską ant šlifavimo galvutės veleno, kol jis užsifiksuos.
4. Dabar vėl uždėkite šlifavimo galvutės dangtelį ant gaminio.

6.2 Gaminio naudojimas

1. Įsitikinkite, kad jūsų pėdos švarios ir visiškai sausas.
2. Paspauskite valdymo mygtuką **4** ir laikykite nuspaustą, kol

gaminys įsijungs. Dabar gaminys įjungtas ir nustatytas veikti mažu greičiu.

3. Vėl paspauskite valdymo mygtuką, jei, prireikus, norite pasirinkti didesnį greitį.

Ekrane **3** įsijungia kontrolinė lemputė, kai gaminys pasiekia didesnį greitį.

Atlikdami procedūrą galite kelis kartus paspausti valdymo mygtuką, kad nustatytumėte norimą greitį.

4. Nukreipkite šlifavimo galvutę **2** virš odos sričių, nuo kurių norite pašalinti suragėjusią odą. Tai darydami lengvai spauskite ir naudokite suragėjusios odos šlifavimo diską **1** / **6** / **7** daugiausia 2–3 sekundes ant vienos odos srities. Patikrinkite rezultatą (žr. **C pav.**).

5. Užbaigę paspauskite valdymo mygtuką ir palaukite paspaustą, kol gaminys išsijungs.

Gaminyje įdiegta atminties funkcija. Jis išsaugo paskutinį pasirinktą greitį kitam naudojimui.

7 Valymas

LT

ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Prieš valydami gaminį, būtinai atjunkite jį nuo elektros srovės šaltinio.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, šepečių metaliniais šeriais ir aštrių ar metalinių valymo įrankių, pavyzdžiui, peilių, kietų mentelių ir pan.

Nuvalykite gaminį po kiekvieno naudojimo.

1. Įsitikinkite, kad gaminys išjungtas ir nėra įkraunamas.
2. Norėdami nuimti šlifavimo galvutės **2** dangtelį, patraukite jį į viršų (žr. 1 žingsnį **B pav.**).
3. Nuimkite pritvirtintą šlifavimo diską **1** / **6** / **7** nuo gaminio (žr. 2 žingsnį **B pav.**).

4. Nuvalykite šlifavimo diską ir vidinę šlifavimo galvutės pusę minkštu šepetėliu.
5. Drėgna šluoste nuvalykite nuo gaminio visas daleles.
6. Po valymo nusauskite visas gaminio dalis.

8 Laikymas

Prieš padėdami gaminį laikyti, įsitikinkite, kad visos dalys yra sausas.

- Gaminį laikykite švarioje, sausoje ir nuo karščio bei tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kad gaminys būtų maksimaliai apsaugotas, laikykite jį originalioje pakuotėje.

9 Trikčių paieška

Tam tikros problemos gali būti sukeltos nedidelių trikčių, kurias galite pašalinti patys. Tuo tikslu laikykitės tolesnėje lentelėje pateiktų nurodymų. Jei problemos pašalinti nepavyko, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Nebandykite remontuoti gaminio patys.

Triktis	Galima priežastis ir sprendimas
Gaminys neveikia.	• Įsitikinkite, ar gaminys tinkamai įkrautas. • Įsitikinkite, kad gaminys neprijungtas prie USB maitinimo šaltinio. Kol yra įkraunamas, gaminys neveikia.
Gaminio nepavyksta įkrauti.	• Įsitikinkite, kad USB įkrovimo laidas tinkamai prijungtas prie įkrovimo lizdo ir USB elektros srovės šaltinio. • Jei gaminiui įkrauti naudojate USB sieninį adapterį, patikrinkite, ar jis suderinamas su gaminiu (5 V DC, 1 A).

LT

10 Techniniai duomenys

Modelis:	FTC05
Įtampa:	5 V DC, 1 A
Maitinimo šaltinis:	2,5 W
Akumuliatoriaus talpa:	1 300 mAh (litis)
Greičio nustatymai:	2 (mažas / didelis)

Sukimosi greitis:	4 050 sūk./min. (lėtai) 5 500 sūk./min. (greitai)
Įkrovimo trukmė:	2,5 valandos
Naudojimo trukmė:	apie 300 minučių (lėtai) apie 250 minučių (greitai)
Svoris:	164 g
Matmenys (l × P × G):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

II Šalinimas

II.1 Pakuotės šalinimas



Šalinkite pakuotę pagal rūšį. Popierių ir kartoną pridukite su popieriaus atliekomis, o plėveles – su perdirbamomis atliekomis.

II.2 Produkto šalinimas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose veikia atskiros perdirbti tinkamų medžiagų surinkimo sistemos)



Senų prietaisų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis!

Jei gaminys nebegali būti naudojamas, **šalinkite jį laikydamiesi šalies ar regiono atliekų tvarkymo taisyklių**. Šitaip užtikrinsite, kad naudotos įrangos atliekos bus sutvarkytos tinkamai ir negalės pakenkti aplinkai. Todėl elektros įranga pažymėta šiuo

simboliu.

Draudžiama išmesti baterijas ir akumuliatorius su buitines atliekomis!



Teisės aktai jus, kaip galutinį naudotoją, įpareigoja visus akumuliatorius ir baterijas priduoti savivaldybės / seniūnijos atliekų surinkimo punkte ar pardavėjui, kad jų atliekos būtų sutvarkytos tinkamai, nepriklausomai nuo to, ar juose yra pavojingų medžiagų* ar ne.

Įsitikinkite, kad akumuliatorius yra išsikrovęs ir pridukite visą gaminį (su akumuliatoriumi) į surinkimo punktą!

*žymėjimas: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas

Pastaba. Bateriją turi išimti ir atskirai utilizuoti kvalifikuotas specialistas. Nebandykite atidaryti ar išardyti gaminio, kad galėtumėte savarankiškai išimti bateriją. Nurodymas kvalifikuotiems specialistams: norėdami išimti bateriją išjunkite gaminį ir atjunkite nuo krovimo šaltinio. Po to atidarykite gaminį ir išimkite pakartotinai įkraunamą bateriją.

12 Garantijos informacija

Šiam gaminiui pagal Europos taisykles ir teisės aktus suteikiama 2 metų garantija. Šiam gaminiui suteikiama garantija taikoma tik defektams, atsiradusiems dėl gamybos klaidų. Jei norite pareikšti pretenzijas dėl garantijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Gali būti, kad jam pavyks išspręsti problemas ir nereikės siųsti gaminio į parduotuvę ar mūsų techninės priežiūros centrą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti!

13 Klientų aptarnavimo skyrius

Daugiau informacijos apie Silk'n gaminius rasite savo regiono interneto svetainėje: www.silkn.eu. Jei įrenginys yra pažeistas, turi trūkumų, reikia remonto arba mūsų pagalbos, kreipkitės į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Šį naudotojo vadovą galite atsisiųsti kaip PDF failą iš www.silkn.eu.

Priežiūros Nr.: +31 (0) 180-330550
El. paštas: info@silkn.eu

Jogi nyilatkozat

A Invention Works B.V. fenntartja magának a jogot, hogy teljesítménynövelési, üzembiztonsági vagy gyárthatósági szempontokból a termékein vagy a specifikáción változtatásokat végezhesen. A Invention Works B.V. által rendelkezésre bocsátott információk a közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatónak tekinthetők. Felhasználásukat illetően a Invention Works B.V. mindazonáltal semmiféle felelősséget nem vállal. Sem hallgatólagosan, sem a Invention Works B.V. szabadalma, sem szabadalmi joga nem nyújt engedélyt.

A dokumentum egyetlen része sem, semmilyen formában, sem elektronikus, sem mechanikus eszközzel semmilyen célra nem sokszorosítható és nem továbbítható a Invention Works B.V. határozott írásos engedélye nélkül. Az adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

HU A Silkn Beauty Ltd. rendelkezik olyan szabadalmakkal, valamint függőben levő szabadalmi bejelentésekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb jogokkal, amelyek a dokumentum tárgyát képezik. A dokumentum rendelkezésre bocsátásával semmiképpen nem kap semmilyen engedélyt ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra, hacsak azt a Silkn Beauty Ltd. céggel kötött írásos megállapodás nem szabályozza. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silk'n és a Silk'n logó a Silkn Beauty Ltd. bejegyzett védjegye.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollandia

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Tartalomjegyzék

I	A csomag tartalma/a készülék részei	201
2	Általános tudnivalók	201
2.1	A használati útmutató elolvasása és megőrzése	201
2.2	Jelölések magyarázata	201
3	Biztonság	202
3.1	Rendeltetésszerű használat	202
3.2	Biztonsági utasítások	202
4	A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	206
5	Töltés	207
6	Kezelés	207
6.1	Bőrkeményedés-eltávolító korongok felhelyezése vagy cseréje	208
6.2	A termék használata	208
7	Tisztítás	209
8	Tárolás	209
9	Hibakeresés	210
10	Műszaki adatok	210
11	Ártalmatlanítás	211
11.1	A csomagolás ártalmatlanítása	211
11.2	A termék ártalmatlanítása	211
12	Jótállási információk	212
13	Ügyfélszolgálat	212

I A csomag tartalma/a készülék részei

- | | |
|--|---|
| 1 Bőrkeményedés-eltávolító korong (finom)* | 5 Töltőcsatlakozó |
| 2 Csiszolófej | 6 Bőrkeményedés-eltávolító korong (közepes) |
| 3 Kijelző | 7 Bőrkeményedés-eltávolító korong (durva) |
| 4 Kezelőgomb | 8 USB töltőkábel |

*Már a csiszolófejre rögzítve.

2 Általános tudnivalók

2.1 A használati útmutató elolvasása és megőrzése



Ez a használati útmutató a GlassPedi készülékhez (a továbbiakban: „termék”) tartozik, és a beüzemeléssel és a kezeléssel kapcsolatos fontos információkat tartalmaz.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ez különösen vonatkozik a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati utasítás az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati utasítást is.

2.2 Jelölések magyarázata

A használati utasításban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a figyelmeztetés a lehetséges anyagi károkra vonatkozik.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.



Olvassa el a használati utasítást.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi jogszabályát.



Ez a jel jelöli az egyenáram névleges feszültségét és névleges áramerősségét.

3 Biztonság

3.1 Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag a lábon lévő bőrkeményedés eltávolítására szolgál. Kizárólag személyes használatra készült, ipari használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vezethet. A gyártó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

3.2 Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- A terméket csak a mellékelt USB-töltőkábelrel használja.
- A termék a rajta található jelölésnek megfelelően kizárólag rendkívül alacsony feszültséggel működtethető.
- Ne helyezze üzembe a terméket, ha sérülést lát rajta vagy az USB-töltőkábel meghibásodott.
- Ne nyissa fel a készülék házát, bízza szakemberre a javítást. Ezzel forduljon az ügyfélszolgálatához. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás,

szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.

- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- A terméket és az USB-töltőkábelt tartsa távol víztől vagy más folyadékoktól.
- A terméket kapcsolja ki, ha nem használja, ha tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel. Mindig válassza le az USB-töltőkábelt, amikor nem tölti a terméket.
- Soha ne érjen az USB-töltőkábelhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ne dugjon tárgyakat a készülékházba.
- A terméket és tartozékait tartsa távol a nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy vezesse az USB-töltőkábelt, hogy senki ne essen el benne.
- Az USB-töltőkábelt ne a kábelnél, hanem mindig a kábel dugójánál fogva húzza ki az USB-áramforrásból.
- Ne törje meg az USB-töltőkábelt, és ne helyezze éles szegélyekre.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja.
- Ne használja a terméket töltés közben.

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a termékkel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a terméktől és az USB-kábeltől.
- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne játsz hassanak a műanyag csomagolással. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- A terméket csak akkor használja, ha a bőrkeményedés-eltávolító korong megfelelően fel van helyezve.
- A terméket kizárólag a lábon lévő megkeményedett bőr kezelésére használja. Ne használja más testrészeken, illetve puha vagy vékony bőrfelületeken.
- A terméket csak a bőr száraz kezelésére használja (ne használjon adalékanyagokat,

például olajokat vagy krémeket).

- Az egyes bőrfelületeket egyszerre legfeljebb 2-3 másodpercig kezelje.
- Ne használja a terméket közvetlenül nyílt sebeken és gyulladt bőrterületeken vagy azok közelében, illetve szemölcsök eltávolítására.
- Ha fájdalmat vagy irritációt tapasztal, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Forduljon orvoshoz, ha nem biztos abban, hogy a termék megfelelő-e Önnek (pl. ha bőrbetegségben vagy cukorbetegségben szenved, terhes vagy szívritmus-szabályozót visel).
- Higiéniai okokból a terméket csak egy személy használhatja.
- Tartsa távol a terméket hajtól, parókatól és egyéb hosszú, mozgó tárgyaktól, mint például cipőfűzők, fonalak, textilszálak stb.
- Helytelen használat esetén folyadék szivároghat az akkumulátorból – kerülje az érintkezést vele. Az akkumulátorokból kilépő folyadék irritációt vagy marási sérüléseket okozhat.
- A bőr, szem vagy nyálkahártya akkumulátorfolyadékkal történő érintkezése esetén haladéktalanul mossa le és öblítse le tiszta vízzel az érintett területeket. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

- Az akkumulátorokat tilos szétszerelni, rövidre zárni vagy tűzbe dobni.
- Ne próbálja meg kiszedni az akkumulátort a termékből. Ez a termék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyek nem cserélhetők.

ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Tartsa távol a terméket a nyílt lángtól, forró felületektől, magas hőmérséklettől vagy időjárási hatásoktól (pl. eső).
- A leesés elkerülése érdekében ne helyezze a terméket felületek peremére.
- A terméket csak az eredeti tartozékokkal használja.
- Soha ne töltsön folyadékot a termék házába.
- Ne használja a terméket, ha a műanyag részek megrepedtek, eltörték vagy deformálódtak. A sérült elemeket kizárólag eredeti cserealkatrészekkel pótolja.

HU

4 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Győződjön meg a csomag hiánytalanságáról (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

5 Töltés

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A töltéshez csak a mellékelt USB-töltőkábelt használja.
- A terméket csak 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.



- Az első használat előtt és alacsony akkumulátor-töltöttség esetén töltsse fel teljesen a terméket.
- A hátralévő akkumulátor-teljesítmény a kijelzőn **3** látható (százalékban kifejezve). Töltsse fel a terméket, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.
- Töltés közben a termék nem használható.

HU

1. Dugja az USB-töltőkábel **8** kisebb végét a töltőcsatlakozóba **5**.
2. A töltés érdekében csatlakoztassa az USB-töltőkábel nagyobb végét egy megfelelő USB-áramforrás (nincs mellékelve) (pl. USB fali adapter, 5 V DC, 1 A) USB-csatlakozójához.
3. Fali adapter használata esetén dugja be azt egy hálózati aljzatba. A töltési folyamat automatikusan elindul. Az aktuális akkumulátor-teljesítmény a kijelzőn látható (százalékban kifejezve).
4. Ha a töltési folyamat befejeződött, húzza ki az USB fali adaptert a hálózati aljzatból, és válassza le az USB-töltőkábelt a töltőcsatlakozóról.

6 Kezelés



- Mielőtt először kezelne egy területet a lábán, végezzen legfeljebb 3 másodperces bőrtolerancia-tesztet egy ponton. Csak akkor kezdje el a kezelést, ha nem lépnek fel mellékhatások.
- Weboldalunkon, a www.silkn.eu címen új bőrkeményedés-eltávolító korongokat vásárolhat.

6.1 Bőrkeményedés-eltávolító korongok felhelyezése vagy cseréje

A termékhez 3 bőrkeményedés-eltávolító korong **1/6/7** tartozik (finom, közepes és durva). Kezdje a finom bőrkeményedés-eltávolító koronggal, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy jól tolerálja a kezelést.

1. A csiszolófej **2** fedelének levételéhez húzza azt felfelé (lásd az **B ábra** 1. lépését).
2. Vegye le a felhelyezett csiszolókorongot a termékről (lásd az **B ábra** 2. lépését).
3. Nyomja a kívánt korongot óvatosan a csiszolófej tengelyére, amíg a helyére nem kattán.
4. Most helyezze vissza a csiszolófej fedelét a termékre.

6.2 A termék használata

1. Győződjön meg arról, hogy a lába tiszta és teljesen száraz.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelógombot **4**, amíg a termék be nem kapcsol. A termék most be van kapcsolva és alacsony sebességre van állítva.
3. Nyomja meg újra a kezelógombot, ha nagyobb sebességet szeretne.

A kijelzőn **3** lévő jelzőfény kigyullad, amikor a termék eléri a magasabb sebességet.

A kezelés során többször is megnyomhatja a kezelógombot a kívánt sebesség beállításához.

4. Vezesse a csiszolófejet **2** azokon a bőrfelületeken, ahonnan el szeretné távolítani a bőrkeményedést. Gyakoroljon enyhe nyomást, és a bőrkeményedés-eltávolító korongot **1/6/7** legfeljebb 2-3 másodpercig alkalmazza egy bőrterületen. Ezután ellenőrizze az eredményt (lásd **C ábra**).
5. Ha végezt, nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelógombot, amíg a termék ki nem kapcsol.

A termék memóriafunkcióval rendelkezik. Elmenti a legutóbb kiválasztott sebességet a következő használathoz.

7 Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az áramforrásról.

ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém sörtéjű kefét, illetve olyan éles vagy fém tisztítóeszközöket, mint kés, kemény spatula és más hasonló eszközök.

Minden használat után tisztítsa meg a terméket.

1. Győződjön meg róla, hogy a termék ki van kapcsolva, és nincs töltés alatt.
2. A csiszolófej  fedelének levételéhez húzza azt felfelé (lásd a **B ábra** 1. lépését).
3. Vegye le a felhelyezett korongot // a termékről (lásd a **B ábra** 2. lépését).
4. Tisztítsa meg a csiszolókorongot és a csiszolófej belsejét egy puha kefével.
5. Ezután egy nedves ruhával törölje le az összes szemcsét a termékről.
6. Tisztítás után szárítsa meg a termék összes alkatrészét.

8 Tárolás

A tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A terméket hőtől és közvetlen napfénytől védett tiszta és száraz helyen tárolja.
- A terméket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.
- A lehető legjobb védelem érdekében tartsa a terméket eredeti csomagolásában.

9 Hibakeresés

Lehet, hogy bizonyos problémák csak olyan kisebb mértékű zavart okoznak, amelyeket Ön is el tud hárítani. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat. Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne próbálkozzon saját maga a termék javításával.

Hiba	Lehetséges ok és elhárítás
A termék nem működik.	• Győződjön meg róla, hogy a termék szabályszerűen fel van töltve. • Győződjön meg róla, hogy a termék nincs USB-áramforráshoz csatlakoztatva. A termék nem működik töltés közben.
A termék nem tölthető.	• Győződjön meg róla, hogy az USB-töltőkábel biztosan csatlakozik a töltőcsatlakozásra és az USB-áramforrásra. • Ha töltésre USB-fali adaptert használ, ügyeljen arra, hogy az kompatibilis legyen a termékkel (5 V DC, 1 A).

10 Műszaki adatok

Modell:	FTC05
Feszültség:	5 V DC, 1 A
Áramellátás:	2,5 W
Akkumulátorkapacitás:	1300 mAh (lítium)
Sebességbeállítások:	2 (alacsony/magas)
Forgási sebesség:	4050 ford/perc (lassú) 5500 ford/perc (gyors)
Töltési idő:	2,5 óra
Használati idő:	kb. 300 perc (lassú) kb. 250 perc (gyors)
Tömeg:	164 g
Méretek (ho × szé × mé):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

II Ártalmatlanítás

II.1 A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolást a szelektív hulladékgyűjtőben ártalmatlanítsa. A kartont és a papírt a papír, a fóliát a műanyag gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

II.2 A termék ártalmatlanítása

(Az Európai Unióra, illetve azokra az európai országokra érvényes, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



Az elhasznált készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva kell leselejtezni!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, **azt az országában érvényes rendelkezéseknek megfelelően selejtezze le.**

Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!



Végfelhasználóként Ön törvényileg kötelezett arra, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy azok tartalmaznak-e veszélyes anyagokat* vagy sem – településének/kerületének gyűjtőhelyén vagy egy kereskedőnél adjon le azok környezetbarát módon történő ártalmatlanítása érdekében.

Vigye a teljes terméket (az akkumulátorral együtt) a gyűjtőhelyére, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült!

*a következő jelzéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Megjegyzés: Az akkumulátort képzett szakembernek kell eltávolítania és külön ártalmatlanítani. Ne próbálja meg felnyitni vagy szétszerelni a terméket az akkumulátor saját kezű eltávolításához. Megjegyzés képzett szakemberek számára: Az akkumulátor eltávolításához kapcsolja ki a terméket, és válassza le a töltőforrásról. Ezután nyissa fel a termék burkolatát, és vegye ki az újratölthető akkumulátort.

12 Jótállási információk

A termékhez az európai szabályozásoknak és törvények szerint 2 éves jótállás tartozik. A termék esetében a jótállás gyártási hiba által okozott műszaki hiányosságokra korlátozódik. Ha jótállási igényt szeretne érvényesíttetni, akkor előtte ne feledjen ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni. Előfordulhat, hogy meg tudják oldani a problémát anélkül, hogy a terméket az üzletbe vagy a szervizközpontba vissza kellene küldeni. Ügyfélszolgálatunk mindig készségesen segít!

13 Ügyfélszolgálat

További információk a Silk'n termékekről a regionális Silk'n weboldalon található: www.silkn.eu. Ha a készülék megrongálódik vagy meghibásodik, javításra szorul, vagy segítségünkre van szükség, forduljon a legközelebbi Silk'n szervizközpontunkhoz. Ez a használati útmutató a www.silkn.eu weboldalról PDF formátumban is letölthető.

Szerviz telefonszám: +31 (0) 180-330550
E-mail: info@silkn.eu

Observații juridice

Invention Works B.V. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile produselor, în scopul îmbunătățirii puterii, siguranței de funcționare sau a procesului de producție. Informațiile comunicate de Invention Works B.V. în momentul publicării sunt corecte și de încredere. Invention Works B.V. este exonerat de orice răspundere în cazul utilizării acestor informații. Patentele Invention Works B.V. nu implică, nici implicit, acordarea unei licențe.

Reproducerea sau transferarea parțială sau totală a prezentului document sub orice formă sau prin modalități electronice sau mecanice, pentru orice scopuri este interzisă fără acordul scris al Invention Works B.V. Drepturile de modificare a datelor fără notifi-care prealabilă sunt rezervate.

Silkn Beauty Ltd. dispune de patente, de patente în curs de înregistrare, de mărci înregistrate, de drepturi de autor sau de alte drepturi și proprietăți intelectuale, menționate în prezentul document. Prezentul document nu conferă licențe pentru aceste patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi și drepturi de proprietate intelectuală, în limita în care acest aspect nu este convenit altfel în scris cu Silkn Beauty Ltd. Ne rezervăm dreptul la orice modificare a datelor tehnice, fără notificare prealabilă.

Silkn și logo-ul Silkn sunt mărci înregistrate ale Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Olanda

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Cuprins

I	Pachetul de livrare/componentele aparatului	215
2	Generalități	215
2.1	Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare	215
2.2	Explicații privind simbolurile	215
3	Siguranță	216
3.1	Utilizare conformă cu destinația	216
3.2	Indicații de siguranță	216
4	Verificarea produsului și a pachetului de livrare	221
5	Încărcarea	221
6	Operare	222
6.1	Atașarea sau schimbarea discurilor de îndepărtare a stratului cornos	222
6.2	Utilizarea produsului	223
7	Curățare	223
8	Depozitare	224
9	Identificarea defecelor	224
10	Date tehnice	225
11	Reciclare	225
11.1	Reciclarea ambalajului	225
11.2	Reciclarea produsului	225
12	Informații privind garanția	226
13	Serviciul pentru clienți	226

I Pachetul de livrare/componentele aparatului

- | | |
|---|--|
| 1 Disc de îndepărtare a stratului cornos (fin)* | 5 Port de încărcare |
| 2 Cap de șlefuire | 6 Disc de îndepărtare a stratului cornos (mediu) |
| 3 Display | 7 Disc de îndepărtare a stratului cornos (grosier) |
| 4 Buton de operare | 8 Cablu de încărcare USB |

*Fixat deja pe capul de șlefuire.

2 Generalități

2.1 Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare



Aceste instrucțiuni de utilizare sunt atașate la dispozitivul GlassPedi (denumit în continuare „produs”) și conțin informații importante cu privire la instalare și utilizare.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și complet instrucțiunile de utilizare. Acest fapt este necesar în special pentru indicațiile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate cauza leziuni sau deteriorări ale produsului. Instrucțiunile de utilizare se bazează pe normativele și reglementările valabile în Uniunea Europeană. Țineți cont în străinătate de legislația și directivele din țara respectivă. Păstrați instrucțiunile de utilizare în scopul utilizării ulterioare. Dacă înstrăinați produsul unui terț, predați-l întotdeauna împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.

2.2 Explicații privind simbolurile

Simbolurile și cuvintele menționate în continuare sunt incluse atât în aceste instrucțiuni de utilizare, cât și pe produs sau pe ambalajul acestuia.

AVERTISMENT!

Acest simbol/cuvânt de atenționare desemnează un pericol de risc mediu, care dacă nu este evitat poate cauza deces sau leziuni grave.

INDICAȚIE!

Acest cuvânt de atenționare atrage atenția asupra riscului de pagube materiale.



Acest simbol de atenționare vă oferă informații suplimentare utile cu privire la la manipulare și la utilizare.



Citirea instrucțiunilor de utilizare.



Declarație de conformitate: Produsele prevăzute cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile comunitare aplicabile în spațiul economic european.



Acest simbol indică tensiunea nominală și curentul nominal pentru curent continuu.

3 Siguranță

3.1 Utilizare conformă cu destinația

Produsul este destinat exclusiv îndepărtării stratului cornos de pe picioare. Acesta este destinat exclusiv uzului privat, nefiind adecvat sectorului comercial.

Folosiți produsul exclusiv conform mențiunilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Orice altă utilizare se consideră neconformă destinației și poate duce la daune materiale sau la vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele sau leziunile rezultate în urma utilizării incorecte sau neconforme destinației.

3.2 Indicații de siguranță



AVERTIZARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Utilizați produsul numai cu cablul de încărcare USB furnizat.
- Produsul se poate utiliza numai cu o tensiune joasă de siguranță, în conformitate cu marcajul de pe produs.

- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau dacă cablul de încărcare USB este defect.
- În cazul în care carcasa nu poate fi deschisă, vă rugăm apelați la personal specializat pentru lucrări de reparație. Pentru aceasta, contactați serviciul pentru clienți. Garanția și obligația de asumare a răspunderii devin nule în cazul în care reparațiile sunt efectuate de către client sau dacă aparatul este conectat sau utilizat necorespunzător.
- Pentru reparații folosiți numai piese care corespund specificațiilor originale ale aparatului. Acest produs conține componente electrice și mecanice esențiale pentru protecția împotriva surselor de pericole.
- Mențineți acest produs și cablul de încărcare USB la distanță de apă sau alte lichide.
- Dezactivați întotdeauna produsul dacă nu îl utilizați, dacă îl curățați sau dacă există o defecțiune. Deconectați întotdeauna cablul de încărcare USB atunci când nu încărcați produsul.
- Nu prindeți niciodată cablul de încărcare USB cu mâinile ude sau umede.
- Este interzisă introducerea obiectelor în carcasă.

- Țineți toate componentele produsului departe de flăcări deschise și de suprafețele fierbinți.
- Așezați cablul de încărcare USB în așa fel, încât să nu constituie un pericol prin împiedicare.
- Nu trageți de cablul de încărcare USB pentru a-l scoate din sursa de alimentare USB, ci prindeți întotdeauna de ștecherul cablului.
- Evitați îndoirea cablului de încărcare USB și așezarea acestuia pe muchii ascuțite.
- Folosiți produsul doar în spații interioare.
- Nu utilizați produsul în timpul încărcării.

AVERTIZARE! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Acest produs se poate utiliza de către copii cu vârsta mai mare de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Nu lăsați copiii nesupravegheați să curețe sau să întrețină produsul.
- Țineți copiii cu vârsta mai mică de 8 ani departe de produs și de cablul USB.

RO

- Asigurați faptul că ambalajul de plastic este inaccesibil copiilor. În timpul jocului, copiii se pot agăța de material, existând pericolul de asfixiere.
- Utilizați produsul numai după ce discul de îndepărtare a stratului cornos este aplicat corect.
- Utilizați produsul numai pentru tratarea pielii îngroșate de pe picioare. Nu utilizați produsul pe alte părți ale corpului și pe zone cu piele moale sau subțire.
- Utilizați produsul numai pentru tratarea pielii uscate (nu utilizați aditivi precum uleiuri sau loțiuni).
- Tratați zonele individuale ale pielii timp de maximum 2-3 secunde o dată.
- Nu utilizați produsul direct pe sau în apropierea rănilor deschise și a zonelor inflamate ale pielii sau pentru îndepărtarea negilor.
- Dacă simțiți durere sau iritație, opriți imediat utilizarea produsului.
- Consultați un medic dacă nu aveți siguranța că produsul este adecvat pentru dumneavoastră (de exemplu dacă suferiți de boli de piele sau diabet, dacă sunteți gravidă sau dacă purtați un stimulator cardiac).
- Din motive de igienă, produsul trebuie utilizat numai de către o singură persoană.

- Țineți produsul departe de păr, peruci și alte obiecte lungi și mobile, cum ar fi șireturi, fire, fibre textile etc.
- În cazul unei utilizări abuzive, din baterie se poate scurge lichid – evitați contactul cu acesta. Lichidul care se scurge din baterii poate provoca iritații sau arsuri.
- În caz de contactului pielii, ochilor sau mucoaselor cu lichidul bateriei, spălați și clătiți imediat zonele afectate cu apă curată. Dacă este necesar, consultați un medic.
- Bateriile nu trebuie să fie demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc.
- Nu încercați să scoateți bateria din produs. Acest produs conține baterii care nu se înlocuiesc.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

RO

- Țineți produsul departe de flăcări deschise, suprafețe fierbinți, temperaturi ridicate sau intemperii (de exemplu, ploaie).
- Nu așezați produsul pe marginea unei suprafețe, pentru a evita căderea acestuia.
- Utilizați produsul numai cu accesoriile originale.
- Nu umpleți niciodată cu lichide carcasa produsului.
- Nu mai utilizați produsul, dacă piesele de plastic sunt crăpate, rupte sau deformate.

Pentru înlocuirea pieselor componente deteriorate folosiți piese componente originale.

4 Verificarea produsului și a pachetului de livrare

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Dacă la deschiderea ambalajului utilizați cu imprudență un cuțit sau alte obiecte ascuțite, este posibil să deteriorați rapid produsul. Procedați cu deosebită atenție la deschidere.
1. Scoateți produsul din ambalaj.
 2. Asigurați-vă că livrarea este completă (vezi **fig. A**).
 3. Asigurați-vă că produsul și piesele componente nu prezintă semne de deteriorare. În asemenea cazuri, folosirea produsului este interzisă. Contactați în acest caz serviciul nostru pentru clienți.

5 Încărcarea

! AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Utilizați pentru încărcare numai cablul USB furnizat.
- Încărcați produsul numai la temperaturi cuprinse între 0 și 40 °C.



- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare și atunci când puterea acumulatorului este scăzută.
 - Puterea rămasă a acumulatorului este afișată pe display **3** (exprimată în procente). Încărcați produsul atunci când puterea acumulatorului este scăzută.
 - Este interzisă utilizarea produsului în timpul încărcării.
1. Conectați capătul mai mic al cablului de încărcare USB **8** în portul de încărcare **5**.
 2. Conectați capătul mai mare al cablului de încărcare USB la portul USB al unei surse de alimentare USB adecvate (nu este inclusă) (de exemplu, un adaptor de perete USB de 5 V c.c., 1 A).
 3. Dacă se utilizează un adaptor de perete, conectați adaptorul la o priză de rețea.
Procesul de încărcare începe automat. Puterea curentă a acumulatorului se afișează pe display (exprimată în procente).
 4. Dacă procesul de încărcare este încheiat, scoateți adaptorul de perete USB din priza de rețea și deconectați cablul de încărcare USB de la portul de încărcare.

6 Operare



- Înainte de a trata pentru prima dată o zonă a picioarelor, efectuați pe o zonă un test de toleranță a pielii timp de maximum 3 secunde. Începeți procedura doar dacă nu apar efecte secundare.
- Pe pagina noastră web www.silkn.eu puteți cumpăra discuri noi de îndepărtare a stratului cornos.

RO

6.1 Atașarea sau schimbarea discurilor de îndepărtare a stratului cornos

Produsul include 3 discuri de îndepărtare a stratului cornos **1** / **6** / **7** (fin, mediu și grosier). Începeți cu discul fin de îndepărtare a stratului cornos până când sunteți sigur(ă) că tolerați bine procedura.

1. Pentru a scoate capacul capului de șlefuire **2** trageți-l în sus (a se vedea pasul 1 din **fig. B**).
2. Scoateți discul de șlefuire atașat de pe produs (vezi pasul 2 din **fig. B**).
3. Apăsăți ușor discul dorit pe axul capului de șlefuire până când se aude cum se fixează.
4. Acum puneți la loc pe produs capacul capului de șlefuire.

6.2 Utilizarea produsului

1. Asigurați-vă de faptul că picioarele sunt curate și complet uscate.
2. Apăsăți butonul de operare **(4)** și țineți-l apăsat până când produsul pornește. Produsul este acum pornit și setat la viteză mică.
3. Apăsăți din nou butonul de operare dacă doriți, la nevoie, o viteză mai mare.
Indicatorul luminos de pe display **(3)** se aprinde atunci când produsul a atins viteza mai mare.
Puteți apăsa butonul de operare de mai multe ori în timpul procedurii pentru a seta viteza dorită.
4. Treceți capul de șlefuire **(2)** peste zonele pielii de pe care doriți să îndepărtați stratul cornos. Aplicați o presiune ușoară și utilizați discul de îndepărtare a stratului cornos **(1)/(6)/(7)** timp de maximum 2-3 secunde pe o zonă a pielii. Verificați apoi rezultatul (vezi **fig. C**).
5. Când ați terminat, apăsați butonul de operare și țineți-l apăsat până când produsul se oprește.
Produsul are o funcție de memorie. Acesta memorează ultima viteză selectată pentru următoarea utilizare.

7 Curățare

RO



AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Nu utilizați mijloace de curățat agresive, perii cu peri metalici, precum și obiecte de curățat ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, șpacluri dure sau altele similare.

Curățați produsul după fiecare utilizare.

1. Asigurați faptul că produsul este dezactivat și nu se află în proces de încărcare.

2. Pentru a scoate capacul capului de șlefuire **2** trageți-l în sus (a se vedea pasul 1 din **fig. B**).
3. Scoateți discul **1/6/7** atașat de pe produs (vezi pasul 2 din **fig. B**).
4. Curățați discul de șlefuire și interiorul capului de șlefuire cu o perie moale.
5. Apoi ștergeți toate particulele de pe produs cu o lavetă umedă.
6. După curățare, uscați toate componentele produsului.

8 Depozitare

Înainte de depozitare, toate piesele trebuie să fie complet uscate.

- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Depozitați produsul astfel încât să fie inaccesibil copiilor.
- Păstrați produsul în ambalajul său original pentru o protecție optimă.

9 Identificarea defecelor

Unele probleme sunt posibil cauzate de defecțiuni minore, pe care le puteți înlătura dumneavoastră înșivă. În acest scop acționați conform instrucțiunilor menționate în tabelul de jos. Dacă nu se poate înlătura problema, contactați serviciul clienți. Nu reparați singur produsul.

Defecțiune	Posibile cauze și soluții
Produsul nu funcționează.	• Asigurați faptul că produsul este încărcat corespunzător. • Asigurați faptul că produsul nu este conectat la o sursă de alimentare USB. Produsul nu funcționează în timpul încărcării.
Produsul nu se poate încărca.	• Asigurați faptul că este conectat în siguranță cablul de încărcare USB între portul de încărcare și sursa de alimentare USB. • Dacă utilizați un adaptor de perete USB pentru încărcare, asigurați-vă că acesta este compatibil cu produsul (5 V c.c., 1 A).

10 Date tehnice

Model:	FTC05
Tensiune:	5 V DC, 1 A
Alimentare cu curent:	2,5 W
Capacitatea acumulatorului:	1.300 mAh (litiu)
Setări de viteză:	2 (redușă/ridicăță)
Viteză de rotație:	4.050 rpm (lentă) 5.500 rpm (rapidă)
Durată de încărcare:	2,5 ore
Durată de utilizare:	aprox. 300 minute (lent) aprox. 250 minute (rapid)
Greutate:	164 g
Dimensiuni (L × l × A):	16,5 × 4,4 × 4,2 cm

11 Reciclare

11.1 Reciclarea ambalajului



Reciclați selectiv ambalajul. Predați hârtia și cartonul la maculatură, iar foliile într-un centru de reciclare.

11.2 Reciclarea produsului

(Aplicabil pentru Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a materialelor reciclabile)



Este interzisă reciclarea aparatelor vechi împreună cu gunoiul menajer!

În cazul în care la un moment dat nu se mai poate utiliza produsul, **reciclați produsul în conformitate cu prevederile legale aplicabile în țara dvs. sau în regiunea în care locuiți.**

Astfel se asigură faptul că aparatele vechi se valorifică în mod conform și că se evită efectele negative asupra mediului înconjurător. Din acest motiv aparatele electrice sunt marcate cu simbolul ilustrat aici.

Reciclarea bateriilor și acumulatorilor împreună cu gunoiul menajer nu este permisă!



În calitate de utilizator final, aveți obligația legală de a returna toate bateriile și acumulatorii – indiferent dacă conțin sau nu substanțe periculoase* – la un punct de colectare din municipiu/oraș sau la un distribuitor, în așa fel încât acestea să se poată recicla în mod ecologic.

Duceți produsul complet (inclusiv acumulatorul) la punctul de colectare și asigurați-vă faptul că acumulatorul este descărcat!

*marcat cu: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb

Notă: Bateria trebuie scoasă și reciclată separat, de către un specialist calificat. Nu încercați să deschideți sau să dezamblați produsul, pentru a scoate bateria dumneavoastră înșivă. Notă pentru specialiștii calificați: pentru a scoate bateria, dezactivați produsul și detașați produsul de la sursa de încărcare. Apoi deschi-deți carcasa produsului și scoateți bateria reîncărcabilă.

12 Informații privind garanția

Conform prevederilor menționate în legile și regulamentele UE, perioada de garanție este de 2 ani. În cazul acestui produs garanția este limitată la lipsurile tehnice, cauzate de greșelile comise pe durata procesului de fabricație. Dacă doriți să vă folosiți de garanția acordată, vă rugăm să respectați instrucțiunile comunicate de serviciul nostru pentru clienți. Este posibil ca serviciul pentru clienți să poată soluționa defecțiunea fără să fie necesară predarea produsului la magazin sau la centrul nostru service. Serviciul nostru pentru clienți este mereu la dispoziția dvs.!

RO

13 Serviciul pentru clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vă rugăm accesați pagina web Silk'n din regiunea dvs.: web www.silkn.eu. În cazul deteriorării aparatului sau în cazul apariției unei defecțiuni, pentru lucrările de reparații sau serviciul de asistență vă rugăm să vă adresați centrului de service Silk'n din apropierea dvs. Acest manual de utilizare poate fi descărcat și în format PDF de pe pagina web www.silkn.eu.

Nr. de service: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu



Silk'n®

Invention Works B.V.
Galileistraat 17
3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House,
Market Road
Wickford, Essex, SS12 0FD
United Kingdom



FR

**Cet appareil
et ses cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr