

Silk'n®

LUMIGLOW

FACIO






- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DE USUARIO
- IT MANUALE D'USO
- TR KULLANIM KILAVUZU
- PT MANUAL DO UTILIZADOR

- DA BRUGERMANUAL
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- LT VARTOTOJO VADOVAS
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO

A



Legal notice

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silk'n Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silk'n Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Table of contents

1	Package contents/device parts _____	5
2	General information _____	5
2.1	Reading and storing the user manual _____	5
2.2	Explanation of symbols _____	5
3	Safety _____	6
3.1	Proper use _____	6
3.2	Safety instructions _____	6
4	Checking the product and package contents _	10
5	Charging _____	10
6	Operation _____	11
6.1	Carrying out the session _____	11
6.2	Selecting the operation modes _____	12
7	Regimen _____	12
8	Cleaning _____	12
9	Storage _____	13
10	Troubleshooting _____	13
11	Technical data _____	14
12	Disposal _____	14
12.1	Disposing of the packaging _____	14
12.2	Disposing of the product _____	14
13	Warranty _____	15
14	Customer service _____	15

I Package contents/device parts

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 Operation button | 4 LED lights |
| 2 Indicator light | 5 USB charging cable |
| 3 Charging port | 6 Adhesive strip |

2 General information

2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this LumiGlow (hereafter referred to as the “product”), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the United Kingdom.



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).



This symbol identifies voltage and the current rating for direct current.

3 Safety

3.1 Proper use

The product is exclusively designed to help reduce blemishes and make the skin younger looking. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes.

Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

3.2 Safety instructions

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only use the product with the supplied USB charging cable.
- The product must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the product.
- Do not use the product if it is damaged or if the USB charging cable is defective.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user,

improper connection or incorrect operation.

- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
- Do not immerse the product or USB charging cable in water or other liquids. Keep them away from water.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the USB charging cable when you are not charging the product.
- Never touch the USB charging cable with wet or damp hands.
- Never insert any objects into the housing.
- Keep all parts of the product away from open flames and hot surfaces.
- Lay the USB charging cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not pull the USB charging cable out of the USB power source by the cord; instead, always pull it out by the cable plug.
- Do not kink the USB charging cable and do not lay it over sharp edges.
- Only use the product indoors.
- Do not use the product while charging.

WARNING! RISK OF INJURY!

- The product cannot be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- Keep children away from the product and USB charging cable.
- The product cannot be used by pregnant women, children, people with epilepsy, thyroid patients, people using thyroid medications, people who are photoallergic or use light allergy medication.
- The product cannot be used on skin diseases, wound ulceration, trauma and post-operative wounds.
- Consult your physician if you are uncertain whether you can use the product.
- Stop using the product immediately if you feel any discomfort, develop any abnormal reactions (such as itching or uncomfortable inflammation) or in case your skin becomes warm to the point of discomfort.

- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- If battery fluid comes into contact with skin, eyes or mucous membrane, wash and rinse the affected areas immediately with clean water. Consult a physician if necessary.
- The battery must not be disassembled, short-circuited or thrown into a fire.
- Do not try to remove the battery from the product. This product contains batteries that are non-replaceable.
- Do not look directly at the light source part of the product.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Keep the product away from open fire, hot surfaces, high temperatures or the effects of the weather (e.g. rain).
- Do not stack heavy objects on top of the product.
- Stop using the product if its parts exhibit cracks or breaks or are deformed. Only replace damaged parts with corresponding original spare parts.


4 Checking the product and package contents

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
1. Take the product out of the packaging.
 2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
 3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

5 Charging

WARNING! RISK OF INJURY!

- Charge only with the supplied USB charging cable.
 - Only charge the product at temperatures between 0 and 40 °C.
-  • Fully charge the product before first use and when the battery power is low. The charging time is around 2 hours.
- When the battery power is low, the indicator light **2** flashes red and the product beeps 5 times as a warning. The current treatment will continue but the product needs to be charged before next use.
 - The product cannot be used during charging.
 - If the product is to be stored for an extended period, the charge level should be checked and the battery should be charged regularly.
1. Plug the smaller end of the USB charging cable **5** into the charging port **3**.

2. Plug the larger end of the USB charging cable into the USB port of a compatible USB power source (not included) (e.g. USB wall adapter, 5 V DC, 1 A).
3. If a USB wall adapter is used, plug it into a mains socket.
The indicator light **2** flashes green during charging. Charging is done when the indicator light illuminates green continuously.
4. When charging is done, unplug the USB wall adapter from the mains socket and disconnect the USB charging cable from the charging port.

6 Operation

WARNING! RISK OF INJURY!


- Do not use the product for more than 5 minutes per session and max. once a day. The FI mode should not be used more than 3 times per week.

6.1 Carrying out the session

1. Fully charge the product.
2. Thoroughly clean and dry your face. Make sure it is free from any make-up and dirt as they can reduce the amount of light entering the skin.
3. Attach the adhesive strip **6** on the back of the product and then stick the adhesive strip on the face to carry out the session.
4. Press and hold the operation button **1** to switch on the product.
The product beeps once and the indicator light **2** illuminates white when switched on.
The LED lights **4** turn on. By default, the "FI" operation mode is activated.
5. If desired, press the operation button repeatedly to switch between operation modes.
The product beeps once when the operation mode is changed. See chapter "Selecting the operation modes" for more information.
6. The product beeps twice and automatically switches off after 5 minutes.

You can also press and hold the operation button to switch off the product at any time.

6.2 Selecting the operation modes

- Press the operation button  repeatedly to cycle through the operation modes (F1, F2 and F3).
- The operation timer (5 minutes) is reset whenever you change to another operation mode.
- Description of the operation modes:

	Mode	Best for
F1	Blue + Red (a purple colour is visible)	For anti-ageing and the reduction of blemishes and imperfections to improve the skin's vitality, radiance and clarity.
F2	Red + Near-Infrared (a red colour is visible)	For younger-looking and tighter skin.
F3	Amber + Red + Near-Infrared (a dark orange colour is visible)	For calmer, younger-looking and tighter skin, and a more even skin tone.

7 Regimen

This product is suitable for daily use. However, do not use the product for more than 5 minutes per session and max. once a day. The F1 mode should not be used more than 3 times per week.

8 Cleaning

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Always unplug the product from the power source before cleaning.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not use any aggressive cleaners (e.g.

vinegar or limescale removers), brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers and the like.

- Do not immerse the product in water for cleaning. The product is not waterproof.

1. Clean the product with a damp cloth.
2. Dry the product thoroughly with a soft and clean cloth.

9 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Store the product so that it is not accessible to children.
- For best protection, store the product in its original packaging.

10 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the product is properly charged. • Make sure the product is not connected to a USB power source. The product does not work while charging.
The product does not charge.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the USB charging cable is securely connected between the charging port and the USB power source. • In case a USB wall adapter is used for charging, make sure it is compatible with the product (5 V DC, 1 A).

II Technical data

Model:	FACIO
Rated voltage:	3.7 V
Battery capacity:	42 mAh lithium
Number of LED lights:	9
Materials:	ABS + Silicone
Weight:	19.5 g
Dimensions (L × W × H):	46.8 × 40.2 × 19.2 mm

12 Disposal

12.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

12.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



Old appliances may not be disposed of in the household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county.**

This ensures that old appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative

consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances* or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be disposed of in an

environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Note: To remove the rechargeable battery, wrap a towel around the product and use a hammer to smash the housing. Make sure your eyes and hands are protected to avoid injury. Please note, the removal of the rechargeable battery is not reversible.

13 Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

14 Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: www.silkn.eu. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Service number: 0906-2130009 / +31 (0) 180330550

Email: customer-careuk@silkn.eu / info@silkn.eu

Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silk'n Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silk'n Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhaltsverzeichnis

DE

1	Lieferumfang/Geräteteile _____	18
2	Allgemeines _____	18
2.1	Lesen und Aufbewahren der Bedienungsanleitung _____	18
2.2	Symbolerklärung _____	18
3	Sicherheit _____	19
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch _____	19
3.2	Sicherheitshinweise _____	19
4	Produkt und Lieferumfang prüfen _____	23
5	Laden _____	24
6	Bedienung _____	25
6.1	Sitzung durchführen _____	25
6.2	Die Bedienmodi auswählen _____	26
7	Anwendungsplan _____	26
8	Reinigung _____	26
9	Aufbewahrung _____	27
10	Fehlersuche _____	27
11	Technische Daten _____	28
12	Entsorgung _____	28
12.1	Entsorgen der Verpackung _____	28
12.2	Entsorgen des Produkts _____	29
13	Garantieinformationen _____	30
14	Kundenservice _____	30

I Lieferumfang/Geräteteile

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1 Bedientaste | 4 LED-Leuchten |
| 2 Kontrollleuchte | 5 USB-Ladekabel |
| 3 Ladeanschluss | 6 Klebestreifen |

2 Allgemeines

2.1 Lesen und Aufbewahren der Bedienungsanleitung



Diese Betriebsanleitung ist dem LumiGlow (nachfolgend das „Produkt“) beigelegt und beinhaltet wichtige Informationen zur Einrichtung und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNING!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Handhabung und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Dieses Symbol kennzeichnet die Bemessungsspannung und den Bemessungsstrom für Gleichstrom.

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt wurde speziell dafür entwickelt, Flecken zu reduzieren und die Haut jünger aussehen zu lassen. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3.2 Sicherheitshinweise



WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel.
- Das Produkt darf nur mit einer Sicherheitskleinspannung gemäß der Markierung auf

- dem Produkt betrieben werden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder das USB-Ladekabel defekt ist.
 - Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Tauchen Sie das Produkt oder USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie sie von Wasser fern.
 - Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie immer das USB-Ladekabel, wenn Sie das Produkt nicht laden.
 - Fassen Sie das USB-Ladekabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
 - Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.

- Halten Sie alle Teile des Produkts von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das USB-Ladekabel nicht am Kabel aus der USB-Stromquelle, sondern fassen Sie immer den Stecker des Kabels an.
- Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht beim Laden.



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt kann nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder vom Produkt und vom USB-Ladekabel fern.

- Das Produkt darf nicht von schwangeren Frauen, Kindern, Menschen mit Epilepsie, Schilddrüsenpatienten, Menschen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen, von photoallergischen Menschen oder von Menschen verwendet werden, die Medikamente zur Behandlung einer Lichtallergie einnehmen.
- Das Produkt darf nicht bei Hautkrankheiten, Wundeiterung, unfallbedingten und postoperativen Wunden eingesetzt werden.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Produkt verwenden können.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenn Sie unnormale Reaktionen zeigen (z. B. Juckreiz oder unangenehme Entzündungen) oder wenn Ihre Haut unangenehm warm wird, verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr.
- Bei missbräuchlicher Verwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten – vermeiden Sie den Kontakt damit. Aus Batterien austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit Batteriefüssigkeit, waschen und spülen Sie die betreffenden Stellen unverzüglich mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie

- gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie aus dem Produkt herauszunehmen. Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Schauen Sie nicht direkt in den Lichtquellenbereich des Produkts.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, heißen Oberflächen, hohen Temperaturen oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) fern.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.

4 Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!





- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das

Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

5 Laden

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel zum Laden.
 - Laden Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C.
-  • Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwacher Akkuleistung vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.
- Wenn der Batterieladestand niedrig ist, blinkt die Kontrollleuchte  in Rot auf und das Produkt gibt 5-mal einen Piepton als Warnhinweis ab. Sie können mit der Behandlung fortfahren, aber das Produkt muss für die nächste Anwendung aufgeladen werden.
 - Während des Ladens kann das Produkt nicht verwendet werden.
 - Wenn das Produkt für längere Zeit aufbewahrt wird, sollte der Ladestand überprüft und die Batterie regelmäßig aufgeladen werden.
1. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Ladekabels  in den Ladeanschluss .
 2. Stecken Sie zum Laden das größere Ende des USB-Ladekabels in den USB-Anschluss einer geeigneten USB-Stromquelle (nicht enthalten) (z. B. ein USB-Wandadapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Wird ein Wand-Adapter verwendet, stecken Sie diesen bitte in eine Netzsteckdose.

Die Kontrollleuchte **2** blinkt beim Ladevorgang in Grün. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Kontrollleuchte kontinuierlich in Grün leuchtet.

DE

4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie bitte den USB-Wandadapter aus der Netzsteckdose heraus und trennen das USB-Ladekabel von dem Ladeanschluss.

6 Bedienung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Wenden Sie das Produkt bitte für höchstens 5 Minuten pro Sitzung und maximal einmal pro Tag an. Der FI-Modus sollte nicht mehr als 3-mal pro Woche angewendet werden.

6.1 Sitzung durchführen

1. Laden Sie das Produkt bitte vollständig auf.
2. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht gründlich. Achten Sie darauf, dass sich darauf keinerlei Make-up oder Schmutz befindet, da das die Menge an Licht, das in die Haut eindringt, reduzieren kann.
3. Bringen Sie den Klebestreifen **6** hinten auf dem Produkt auf, kleben Sie den Klebestreifen dann auf Ihr Gesicht auf und beginnen Sie mit der Anwendung.
4. Drücken und halten Sie die Bedientaste **1** zum Einschalten des Produkts gedrückt.

Das Produkt gibt, wenn es eingeschaltet ist, einmal einen Piepton ab und die Kontrollleuchte **2** leuchtet in Weiß.

Die LED-Leuchten **4** gehen an. Der Betriebsmodus „FI“ ist standardmäßig aktiviert.

5. Drücken Sie, wenn Sie möchten, die Bedientaste nochmals, um zwischen den Betriebsmodi zu wechseln.


Das Produkt gibt, wenn der Betriebsmodus geändert wird, einmal einen Piepton ab.

Siehe für weitere Informationen das Kapitel „Die Bedienmodi auswählen“.

6. Das Produkt gibt zweimal einen Piepton ab und schaltet sich automatisch nach 5 Minuten ab.

Sie können aber auch, um das Produkt jederzeit auszuschalten, die Bedientaste drücken und gedrückt halten.

6.2 Die Bedienmodi auswählen

- Drücken Sie die Bedientaste  wiederholt, um durch die Betriebsmodi (F1, F2 und F3) zu wechseln.
- Der Betriebs-Timer (5 Minuten) wird immer, wenn Sie auf einen anderen Betriebsmodus umschalten, zurückgesetzt.
- Beschreibung der Bedienmodi:

	Modus	Am besten geeignet für
F1	Blau + Rot (man sieht eine violette Farbe)	Fördert Anti-Ageing und reduziert Flecken und kleine Unvollkommenheiten, damit die Haut vitaler und klarer aussieht und mehr strahlt.
F2	Rot + Nahinfrarot (man sieht eine rote Farbe)	Für eine jünger aussehende und straffere Haut.
F3	Bernstein + Rot + Nahinfrarot (man sieht ein dunkles Orange)	Für eine beruhigtere, jünger aussehende und straffere Haut und einen gleichmäßigeren Hautton.

7 Anwendungsplan

Das Produkt ist für die tägliche Anwendung geeignet. Wenden Sie das Produkt dennoch höchstens für 5 Minuten pro Sitzung und maximal einmal pro Tag an. Der F1-Modus sollte nicht mehr als 3-mal pro Woche angewendet werden.

8 Reinigung

 **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer von der Stromquelle.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

DE

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (z. B. Essig oder Kalkentferner), Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
 - Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser ein. Das Produkt ist nicht wasserfest.
1. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.
 2. Trocknen Sie das Produkt mit einem weichen und trockenen Tuch gründlich ab.

9 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.
- Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf, um es bestmöglich zu schützen.

10 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß geladen ist. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit einer USB-Stromquelle verbunden ist. Das Produkt funktioniert während des Ladens nicht.
Das Produkt lässt sich nicht laden.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das USB-Ladekabel sicher zwischen dem Ladeanschluss und der USB-Stromquelle angeschlossen ist. • Achten Sie, wenn Sie zum Laden einen USB-Wandadapter verwenden, darauf, dass er mit dem Produkt kompatibel ist (5 V DC, 1 A).

II Technische Daten

Modell:	FAC10
Nennspannung:	3,7 V
Akkukapazität:	42 mAh Lithium
Anzahl LED-Leuchten:	9
Materialien:	ABS + Silikon
Gewicht:	19,5 g
Abmessungen (L × B × T):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Entsorgung

12.1 Entsorgen der Verpackung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

12.2 Entsorgen des Produkts

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg-Nr. DE 17485055



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder neu jetzt auch im**

Handel abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, sämtliche Batterien und Akkus – ganz gleich, ob sie gefährliche Stoffe* enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtbezirks oder bei einem Händler abzugeben, sodass sie umweltfreundlich

entsorgt werden können.

Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle, und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Hinweis: Wenn Sie den Akku entfernen möchten, wickeln Sie ein Handtuch um das Produkt, und zerschlagen Sie das Gehäuse mit einem Hammer. Stellen Sie sicher, dass Ihre Augen und Hände geschützt sind, um Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie, dass das Entfernen des Akkus nicht reversibel ist.

13 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

14 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Service Nummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservice@silkn.eu / info@silkn.eu

Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Table des matières

1	Contenu de la livraison/pièces de l'appareil	33
2	Généralités	33
2.1	Lire et conserver le manuel d'utilisation	33
2.2	Explication des symboles	33
3	Sécurité	34
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	34
3.2	Consignes de sécurité	34
4	Vérifier le produit et le contenu de la livraison	38
5	Charger	39
6	Manipulation	40
6.1	Déroulement de la séance	40
6.2	Sélectionner les modes de commande	41
7	Programme d'application	41
8	Nettoyage	41
9	Rangement	42
10	Recherche d'erreurs	42
11	Données techniques	43
12	Élimination	43
12.1	Élimination de l'emballage	43
12.2	Élimination du produit	44
13	Garantie	44
14	Service à la clientèle	45

I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

FR

- | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------|
| 1 | Touche de commande | 4 | Lampes à LED |
| 2 | Témoin lumineux | 5 | Câble de recharge USB |
| 3 | Prise de recharge | 6 | Ruban adhésif |

2 Généralités

2.1 Lire et conserver le manuel d'utilisation



Ce mode d'emploi est fourni avec le LumiGlow (ci-après dénommé le « produit ») et contient des informations importantes sur sa configuration et son utilisation.

Veillez lire d'abord le mode d'emploi

attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

AVIS !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Veillez lire le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les directives applicables du Royaume-Uni.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le foyer (dans des espaces intérieurs secs).



Ce symbole indique la tension nominale et le courant nominal pour le courant continu.

3 Sécurité

3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit a été spécialement conçu pour réduire les taches et rajeunir l'apparence de la peau. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

3.2 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- N'utilisez le produit qu'avec le câble de recharge USB fourni.
- Le produit doit être utilisé uniquement avec une très basse tension de sécurité, conformément au marquage apposé sur le produit.

- Ne mettez pas le produit en service s'il est endommagé ou si le câble de recharge USB est défectueux.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
- Ne plongez pas le produit ni le câble de recharge USB dans l'eau ou d'autres liquides. Tenez-les éloignés de l'eau.
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le câble de recharge USB lorsque vous ne chargez pas le produit.
- Ne saisissez jamais le câble de recharge USB avec les mains mouillées ou humides.
- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.

- Tenez éloignées toutes les pièces du produit de flammes nues et de surfaces chaudes.
- Placez le câble de recharge USB de façon à ce qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne retirez jamais le câble de recharge USB de la source d'alimentation en tirant sur le câble, mais saisissez toujours la fiche du câble.
- Ne pliez pas le câble de recharge USB et ne le posez pas sur des bords coupants.
- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ce produit ne peut pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ni par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu une formation sur l'utilisation sûre du produit et comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Tenez les enfants éloignés du produit et du câble de recharge USB.
- Le produit ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, les enfants, les personnes épileptiques, les patients atteints de troubles de la thyroïde, les personnes prenant des médicaments pour la thyroïde, les personnes photoallergiques ou utilisant des médicaments contre les allergies à la lumière.
- N'utilisez pas le produit si vous souffrez de maladies de la peau, de plaies suppurantes ou dues à un accident ou à une opération.
- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le produit, demandez conseil à votre médecin.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une gêne, développez toute réaction anormale (comme des démangeaisons ou une inflammation inconfortable) ou si votre peau devient chaude au point de vous gêner.
- Si le produit n'est pas utilisé correctement, du liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact avec celui-ci. Le liquide s'écoulant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux ou les muqueuses, lavez et rincez immédiatement les endroits

concernés à l'eau propre. Consultez un médecin si nécessaire.

- Les batteries ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées dans le feu.
- N'essayez pas de retirer la batterie du produit. Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Ne regardez pas directement dans la zone de la source lumineuse du produit.

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Tenez le produit éloigné des feux ouverts, surfaces chaudes, températures élevées ou intempéries (par ex. pluie).
- Ne posez pas d'objets lourds sur le produit.
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine correspondantes.

4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.

1. Retirez le produit de l'emballage.
2. Assurez-vous que la livraison est complète (voir **fig. A**).
3. Contrôlez si le produit ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

5 Charger

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- N'utilisez que le câble de recharge USB fourni pour le chargement.
- Chargez le produit uniquement à des températures comprises entre 0 et 40 °C.



- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et lorsque la batterie est faible. Le temps de charge est d'environ 2 heures.
 - Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le témoin lumineux **2** clignote en rouge et le produit émet 5 bips d'avertissement. Vous pouvez poursuivre le traitement, mais le produit doit être rechargé pour la prochaine utilisation.
 - Le produit ne peut pas être utilisé pendant qu'il charge.
 - Lorsque le produit doit être entreposé pendant une durée prolongée, il convient de vérifier le niveau de recharge et de recharger régulièrement la batterie.
1. Branchez le plus petit bout du câble de recharge USB **5** sur la prise de recharge **3**.
 2. Pour le chargement, branchez le bout le plus large du câble de recharge USB dans le port USB d'une source d'alimentation USB appropriée (non incluse) (par exemple, un adaptateur mural USB, 5 V CC, 1 A).
 3. Si un adaptateur mural est utilisé, veuillez le brancher sur une prise de courant.
Le témoin lumineux **2** clignote en vert pendant le processus de chargement. Le chargement est terminé lorsque le témoin lumineux s'allume en vert en continu.


4. Lorsque le chargement est terminé, débranchez l'adaptateur mural USB de la prise secteur et déconnectez le câble de recharge USB de la prise de recharge.

6 Manipulation


AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !


- N'utilisez pas le produit plus de 5 minutes par séance et pas plus d'une fois par jour. Le mode FI ne doit pas être utilisé plus de 3 fois par semaine.

6.1 Déroulement de la séance

1. Veuillez charger complètement le produit.
2. Nettoyez soigneusement votre visage et séchez-le bien. Veillez à ce que votre visage soit parfaitement propre, sans aucune trace de maquillage car, en cas contraire, la quantité de lumière qui pénètre dans la peau pourrait être réduite.
3. Appliquez le ruban adhésif  derrière sur le produit, puis collez-le sur votre visage et commencez l'application.

4. Appuyez sur la touche de commande  et maintenez-la enfoncée pour allumer le produit.

Lorsque le produit est allumé, le produit émet un long bip et le témoin lumineux  s'allume en blanc.

Les lampes à LED  s'allument. Le mode de fonctionnement « FI » est activé par défaut.

5. Si vous le souhaitez, appuyez à nouveau sur la touche de commande pour passer d'un mode de fonctionnement à l'autre.

Le produit émet un bip unique lorsque le mode de fonctionnement est modifié.

Voir le chapitre « Sélectionner les modes de commande » pour plus d'informations.

6. Le produit émet deux bips et s'éteint automatiquement après 5 minutes.

Pour éteindre le produit quand vous le souhaitez, vous pouvez aussi appuyer en continu sur la touche de commande.

6.2 Sélectionner les modes de commande

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de commande **I** pour faire défiler les modes de fonctionnement (F1, F1 et F3).
- La minuterie de fonctionnement (5 minutes) est toujours réinitialisée lorsque vous passez à un autre mode de fonctionnement.
- Description des modes de commande :

	Mode	Convient idéalement pour
F1	Bleu + rouge (on voit une couleur violette)	Favorise l'anti-âge et réduit les taches et les petites imperfections pour une peau plus éclatante, plus claire et plus lumineuse.
F2	Rouge + proche infrarouge profond (on voit une couleur rouge)	Pour une peau d'apparence plus jeune et plus ferme.
F3	Ambre + rouge + proche infrarouge profond (on voit un orange foncé)	Pour une peau plus apaisée, d'apparence plus jeune et plus ferme, et un teint plus uniforme.

7 Programme d'application

Le produit peut être utilisé tous les jours. Cependant, il ne faut appliquer le produit que pendant 5 minutes maximum par séance, et une fois par jour au maximum. Le mode F1 ne doit pas être utilisé plus de 3 fois par semaine.

8 Nettoyage

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Toujours déconnecter le produit de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage.

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif (par ex. vinaigre ou détartrant), aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau pour le nettoyer. Le produit n'est pas étanche.

1. Nettoyez le produit avec un chiffon humide.
2. Séchez soigneusement le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.

9 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.
- Conservez le produit dans son emballage d'origine afin de le protéger au mieux.

10 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le produit est correctement chargé. Assurez-vous que le produit n'est pas branché à une source d'alimentation USB. Le produit ne fonctionne pas pendant le chargement.
Le produit ne peut pas être chargé.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble de recharge USB soit bien branché entre la prise de recharge et la source d'alimentation USB. Si vous utilisez un adaptateur mural USB pour le chargement, veillez à ce qu'il soit compatible avec le produit (5 V CC, 1 A).

11 Données techniques

Modèle :	FAC10
Tension nominale :	3,7 V
Capacité de la batterie :	42 mAh Lithium
Nombre de lampes à LED :	9
Matériaux :	ABS + silicone
Poids :	19,5 g
Dimensions (L × l × h) :	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Élimination

12.1 Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

12.2 Élimination du produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !

Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.** Ceci

garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

Ne pas jeter les piles et les batteries usagées avec les déchets ménagers !



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et batteries (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses*) à un point de collecte municipal ou à un revendeur afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

Apportez le produit complet (y compris la batterie) à votre point de collecte et assurez-vous que la batterie est déchargée !

*repéré par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Avis : Si vous souhaitez retirer la batterie, essayez le produit avec un chiffon et détruisez le boîtier avec un marteau. Assurez-vous que vos yeux et vos mains soient protégés afin d'éviter toute blessure. Veuillez noter que le retrait de la batterie n'est pas réversible.

13 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

I4 Service à la clientèle

FR Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : www.silkn.eu. Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu.

France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : serviceconsommateurfr@silkn.eu

Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : serviceconsommateurbe@silkn.eu

Juridische kennisgeving

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszids, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silk'n Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhoud

1	Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat	48
2	Algemeen	48
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	48
2.2	Verklaring van symbolen	48
3	Veiligheid	49
3.1	Reglementair gebruik	49
3.2	Veiligheidsinstructies	49
4	Product en verpakkingsinhoud controleren	53
5	Laden	54
6	Bediening	55
6.1	Een sessie uitvoeren	55
6.2	De bedieningsmodi selecteren	55
7	Gebruiksplan	56
8	Reiniging	56
9	Bewaring	57
10	Fouten opsporen	57
11	Technische gegevens	58
12	Afvoer	58
12.1	Afvoeren van de verpakking	58
12.2	Afvoeren van het product	58
13	Garantie	59
14	Klantenservice	59

1 Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1 Bedieningstoets | 4 Ledlampjes |
| 2 Controlelampje | 5 USB-oplaadkabel |
| 3 Laadaansluiting | 6 Plakstrips |

2 Algemeen

2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing wordt geleverd bij de LumiGlow (hierna het "product") en bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en bediening.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograd, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool biedt u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke voorschriften uit het Verenigd Koninkrijk.



Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).



Dit symbool duidt de nominale spanning en de ingangsstroom voor gelijkstroom aan.

3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het product werd speciaal ontwikkeld voor het verminderen van vlekken en om de huid er jonger uit te laten zien. Het is alleen bestemd voor privégebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden.

Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

3.2 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Gebruik het product alleen met de meegeleverde USB-oplaadkabel.
- Gebruik het product uitsluitend met een extra lage veiligheidsspanning volgens de markering op het product.

- Gebruik het product niet als het beschadigd is of als de USB-oplaadkabel defect is.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke gegevens van het apparaat. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Dompel het product of de USB-oplaadkabel niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product uit de buurt van water.
- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt, als u het reinigt of bij storingen. Koppel de USB-oplaadkabel altijd los wanneer u het product niet oplaadt.
- Raak de USB-oplaadkabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd alle onderdelen van het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.

- Leg de USB-oplaadkabel zo dat niemand erover kan struikelen.
- Trek de USB-oplaadkabel niet aan de kabel uit de USB-stroombron, maar houd altijd de stekker van de kabel vast.
- Knik de USB-oplaadkabel niet en leg deze niet over scherpe randen.
- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Dit product mag niet worden gebruikt door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de USB-oplaadkabel.
- Het product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, kinderen, mensen met epilepsie, schildklierpatiënten, mensen die schildkliermedicijnen gebruiken,

fotoallergische mensen of mensen die medicijnen gebruiken voor de behandeling van een lichtallergie.

- Het product mag niet worden gebruikt bij huidaandoeningen, wondzweer, trauma en postoperatieve wonden.
- Raadpleeg een arts als u niet zeker weet of u het product kunt gebruiken.
- Als u zich onwel voelt, als u abnormale reacties vertoont (bijv. jeuk of een onaangename ontsteking) of als uw huid onaangenaam warm wordt, stop dan direct met het gebruik van het product.
- Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij vrijkomen. Vermijd contact hiermee. Vloeistof die vrijkomt uit batterijen kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
- Bij contact van de huid, ogen of slijmvliezen met batterijvloeistof wast en spoelt u de betreffende plek onmiddellijk met schoon water. Raadpleeg eventueel een arts.
- Batterijen mogen niet worden gedemonteerd, kortsluiting maken of in het vuur worden gegooid.
- Probeer niet de batterij uit het product te halen. Dit product bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron van het product.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Houd het product uit de buurt van open vuur, hete oppervlakken, hoge temperaturen of weersinvloeden (bijv. regen).
- Leg geen zware voorwerpen op het product.
- Gebruik het product niet langer als de kunststof onderdelen gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend door passende originele reserveonderdelen.

4 Product en verpakkingsinhoud controleren

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.
1. Neem het product uit de verpakking.
 2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
 3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

5 Laden



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel om het product op te laden.
- Laad het product op bij een temperatuur tussen 0 en 40 °C.



- Laad het product volledig op voorafgaand aan het eerste gebruik en als de accu bijna leeg is. De oplaadtijd van het product is ca. 2 uur.
 - Als het batterijniveau laag is, knippert het controlelampje ② rood en geeft het product 5 keer een piepton af als waarschuwing. U kunt doorgaan met de behandeling, maar het product moet vóór het volgende gebruik worden opgeladen.
 - Het product kan niet worden gebruikt tijdens het laden.
 - Als u het product langere tijd bewaart, moet regelmatig het oplaadniveau worden gecontroleerd en de batterij worden opgeladen.
1. Steek het kleinere uiteinde van de USB-oplaadkabel ⑤ in de laadaansluiting ③.
 2. Steek om op te laden het grotere uiteinde van de USB-oplaadkabel in de USB-aansluiting van een geschikte USB-stroombron (niet meegeleverd) (bijv. een USB-wandadapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Als u een wandadapter gebruikt, sluit deze dan aan op een stopcontact.
Het controlelampje ② knippert groen tijdens het oplaadproces. Het oplaadproces is beëindigd als het controlelampje continu groen brandt.
 4. Als het opladen is beëindigd, haal dan de stekker van de USB-wandadapter uit het stopcontact en koppel de USB-oplaadkabel los van de laadaansluiting.

6 Bediening



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

NL

- Gebruik het product maximaal 5 minuten per sessie en maximaal één keer per dag. De FI-modus mag niet meer dan 3 keer per week worden gebruikt.

6.1 Een sessie uitvoeren

1. Laad het product volledig op.
2. Reinig en droog uw gezicht grondig. Zorg ervoor dat er geen make-up of vuil op zit, omdat dit de hoeveelheid licht die de huid binnendringt kan verminderen.
3. Breng de plakstrips **6** achterop het product aan, plak de plakstrips vervolgens op uw gezicht en begin met de toepassing.
4. Druk op de bedieningstoets **1** en houd deze ingedrukt om het product in te schakelen.

Het product geeft eenmaal een pieptoon af wanneer het is ingeschakeld en het controlelampje **2** brandt wit.

De ledlampjes **4** branden. De bedrijfsmodus "FI" is standaard geactiveerd.

5. Druk, als u dat wilt, nogmaals op de bedieningstoets om de bedieningsmodus te wijzigen.

Het product geeft eenmaal een pieptoon af wanneer de bedrijfsmodus wordt gewijzigd.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk "De bedieningsmodi selecteren".

6. Het product geeft tweemaal een pieptoon af en schakelt na 5 minuten automatisch uit.

Maar u kunt ook op de bedieningstoets drukken en deze ingedrukt houden om het product op elk gewenst moment uit te schakelen.

6.2 De bedieningsmodi selecteren

- Druk herhaaldelijk op de bedieningstoets **1** om door de bedrijfsmodi (FI, F1 en F3) te navigeren.
- De bedrijfstimer (5 minuten) wordt altijd gereset als u naar een andere bedrijfsmodus overschakelt.

- Beschrijving van de bedieningsmodi:

	Modus	Het beste geschikt voor
F1	Blauw + rood (u ziet een paarse kleur)	Ondersteunt anti-aging en vermindert vlekken en kleine oneffenheden voor een vitalere, helderder uitziende en stralende huid.
F2	Rood + nabij-infrarood (u ziet een rode kleur)	Voor een jonger uitziende en strakkere huid.
F3	Amber + rood + nabij-infrarood (u ziet een donker oranje kleur)	Om de huid te kalmeren, er jonger en strakker uit te laten zien en om een gelijkmatigere teint te verkrijgen.

NL

7 Gebruiksplan

Het product is geschikt voor dagelijks gebruik. Gebruik het product echter niet langer dan 5 minuten per sessie en maximaal één keer per dag. De F1-modus mag niet meer dan 3 keer per week worden gebruikt.

8 Reiniging

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Koppel het product altijd los van de stroomvoorziening alvorens het te reinigen.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (bijv. azijn of antikalk), borstels met metalen of nylon haren, en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen, zoals

messen, harde spatels en dergelijke.

- Dompel het product niet in water om het te reinigen. Het product is niet waterdicht.

NL

1. Reinig het product met een vochtige doek.
2. Droog het product grondig af met een zachte en droge doek.

9 Bewaring

Voor het bewaren moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Berg het product op een schone en droge plaats op waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Bewaar het product zodanig dat het onbereikbaar is voor kinderen.
- Bewaar het product in de originele verpakking om het zo goed mogelijk te beschermen.

10 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat het product juist is geladen.• Zorg ervoor dat het product niet met een USB-stroomvoorziening is verbonden. Het product functioneert niet tijdens het opladen.
Het product kan niet worden opgeladen.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de USB-oplaadkabel correct met de oplaadaansluiting en de USB-stroomvoorziening verbonden is.• Als u een USB-wandadapter gebruikt om op te laden, controleer dan of deze compatibel is met het product (5 V DC, 1 A).

11 Technische gegevens

Model:	FAC10
Nominale spanning:	3,7 V
Accuvermogen:	42 mAh lithium
Aantal ledlampjes:	9
Materialen:	ABS + siliconen
Gewicht:	19,5 g
Afmetingen (L × B × D):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Afvoer

12.1 Afvoeren van de verpakking



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

12.2 Afvoeren van het product

(Geldt voor de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u dit volgens de in uw land geldende regelingen af te voeren.** Zo wordt gegarandeerd



dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu

worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, onafhankelijk of deze gevaarlijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt van uw gemeente/stadsdeel of bij een handelaar, zodat deze op een milieuvriendelijke manier

kunnen worden afgevoerd.

Breng het volledige product (inclusief accu) naar uw verzamelpunt en zorg dat de accu leeg is!

*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Let op: Als u de accu wilt verwijderen, wikkel een handdoek rond het product en sla de behuizing stuk met een hamer. Zorg dat uw ogen en handen beschermd zijn om te voorkomen dat u gewond raakt. Houd er rekening mee dat het verwijderen van de accu onomkeerbaar is.

NL

13 Garantie

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is altijd bereid u te helpen!

14 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: www.silkn.eu. Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu.

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: klantenservicenl@silkn.eu / info@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

Email: serviceconsommateurbe@silkn.eu / info@silkn.eu

Derechos de autor 2026 © Silk'n Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

Aviso legal

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Índice

ES

1	Volumen de suministro/partes del equipo _____	62
2	Generalidades _____	62
2.1	Lea y conserve este manual del usuario _____	62
2.2	Explicación de símbolos _____	62
3	Seguridad _____	63
3.1	Uso apropiado _____	63
3.2	Indicaciones de seguridad _____	63
4	Comprobación del producto y del volumen de suministro _____	67
5	Carga _____	68
6	Manejo _____	69
6.1	Ejecución de la sesión _____	69
6.2	Selección de los modos de control _____	69
7	Plan de aplicación _____	70
8	Limpieza _____	70
9	Almacenamiento _____	71
10	Búsqueda de fallos _____	71
11	Datos técnicos _____	72
12	Eliminación _____	72
12.1	Eliminación del embalaje _____	72
12.2	Eliminación del producto _____	72
13	Garantía _____	73
14	Atención al cliente _____	73

1 Volumen de suministro/partes del equipo

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Botón de control | 4 Luces LED |
| 2 Indicador luminoso | 5 Cable de carga USB |
| 3 Puerto de carga | 6 Tira adhesiva |

ES

2 Generalidades

2.1 Lea y conserve este manual del usuario



El presente manual del usuario se incluye con LumiGlow (en lo sucesivo, el «producto») y contiene información importante sobre la configuración y el manejo.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea. Para el extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.

¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y el uso.



Lea el manual del usuario.



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Declaración de conformidad: Los productos marcados con este símbolo cumplen todas las normativas aplicables en el Reino Unido.



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



Este símbolo indica la tensión nominal y la corriente nominal para corriente continua (CC).

3 Seguridad

3.1 Uso apropiado

El producto se ha diseñado específicamente para reducir las manchas y rejuvenecer la piel. Solo está diseñado para uso privado y no es apto para uso comercial.

Utilice únicamente el producto de la forma como se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

3.2 Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Utilice el producto únicamente con el cable de carga USB suministrado.
- El producto únicamente puede utilizarse con una tensión baja de seguridad de acuerdo con la marca del producto.
- No ponga el producto en funcionamiento si está dañado o si el cable de carga USB está

defectuoso.

- No abra la carcasa y deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con el servicio de atención al cliente. Si se realizan reparaciones en forma independiente, se conecta en forma inadecuada o se utiliza incorrectamente, se perderá todo derecho a garantía.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
- No sumerja el producto ni el cable de carga USB en agua u otros líquidos. Mantenga el producto lejos del agua.
- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre el cable de carga USB cuando no esté cargando el producto.
- No toque nunca el cable de carga USB con las manos mojadas o húmedas.
- No inserte objetos en la carcasa.
- Mantenga todas las piezas del producto alejadas del fuego abierto y superficies calientes.
- Tienda el cable de carga USB de forma que no pueda provocar tropiezos.

- No retire el cable de carga USB de la fuente de corriente USB tirando del cable. En su lugar, agarre siempre el enchufe del mismo.
- No doble el cable de carga USB ni lo coloque encima de bordes afilados.
- Utilice el producto únicamente en interiores.
- No utilice el producto mientras se está cargando.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos no pueden utilizar el producto, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del producto y comprendan los peligros relacionados. Los niños no pueden jugar con el producto. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento.
- Mantenga a los niños alejados del producto y del cable de carga USB.
- Las mujeres embarazadas, las enfermedades del tiroides, las personas que toman medicación para el tiroides, con fotoalergia o que se medican para tratar la alergia a la luz, no deben utilizar el producto.

- El producto no debe utilizarse en caso de enfermedades cutáneas, supuraciones, heridas accidentales o postoperatorias.
- Consulte a un médico si no está seguro de si puede usar el producto.
- Si no se encuentra bien, presenta alguna reacción infrecuente (por ejemplo, picor o inflamaciones molestas) o siente en su piel un calor desagradable, deje de utilizar el producto de inmediato.
- En caso de un uso inadecuado, pueden producirse fugas del líquido de la batería; evite el contacto. El líquido que pudiera fugarse de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras químicas.
- En caso de que el líquido de la batería entrase en contacto con la piel, los ojos o las mucosas, lave y enjuague las zonas afectadas inmediatamente con agua limpia. Busque asistencia médica si fuera necesario.
- Las baterías no deben desmontarse, cortocircuitarse o arrojarse al fuego.
- No intente retirar la batería del producto. Este producto contiene baterías que no se pueden sustituir.
- No mire directamente a la zona de la fuente de luz del producto.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Mantenga el producto alejado de las llamas, las superficies calientes, las altas temperaturas o las inclemencias del tiempo (por ejemplo, la lluvia).
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- Deje de utilizar el producto, si las piezas de plástico estuvieran rajadas, rotas o deformadas. Los componentes dañados solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales consiguientes.

ES

4 Comprobación del producto y del volumen de suministro

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.
1. Saque el producto del embalaje.
 2. Asegúrese de que el suministro esté completo (véase la **fig. A**).
 3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

5 Carga

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Utilice únicamente el cable de carga USB suministrado para la carga.
- Cargue el producto únicamente a una temperatura de entre 0 y 40 °C.



- Cargue completamente el producto antes del primer uso y cuando la batería esté baja. El tiempo de carga asciende a aproximadamente 2 horas.
 - Si el nivel de carga de la batería es bajo, el indicador luminoso **2** parpadea en rojo y el producto emite 5 pitidos como advertencia. Puede continuar con el tratamiento, pero el producto debe recargarse para la próxima aplicación.
 - El producto no se puede utilizar durante la carga.
 - Si el producto se mantiene guardado durante mucho tiempo, debe comprobarse el nivel de carga y la batería debe cargarse regularmente.
1. Conecte el extremo más pequeño del cable de carga USB **5** en el puerto de carga **3**.
 2. Para cargar, inserte el extremo grande del cable de carga USB en el puerto USB de una fuente de corriente USB adecuada (no incluida) (p. ej., un adaptador de red USB, tipo 5 V CC, 1 A).
 3. Si se utiliza un adaptador de pared, conéctelo a una toma de corriente.
El indicador luminoso **2** parpadea en verde durante el proceso de carga. El proceso de carga se completa cuando el indicador luminoso se ilumina en verde fijo.
 4. Cuando haya finalizado el proceso de carga, desenchufe el adaptador de pared USB de la toma de corriente y desconecte el cable de carga USB del puerto de carga.



6 Manejo


¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!


- Utilice el producto durante un máximo de 5 minutos por sesión y un máximo de una vez al día. El modo F1 no debe utilizarse más de 3 veces por semana.

ES

6.1 Ejecución de la sesión

1. Cargue el producto por completo.
2. Limpie y séquese bien la cara. Asegúrese de retirar el maquillaje o la suciedad, ya que pueden reducir la cantidad de luz que penetra en la piel.
3. Coloque la tira adhesiva  en la parte posterior del producto, adhiérala al rostro y comience con la aplicación.
4. Mantenga pulsado el botón de control  para encender el producto.

El producto emitirá un pitido al encenderse y el indicador luminoso  se ilumina en blanco.

Las luces LED  se encienden. El modo de funcionamiento «F1» viene activado de forma predeterminada.

5. Si lo desea, vuelva a pulsar el botón de control para alternar entre los modos de funcionamiento.


El producto emite un pitido cuando se cambia el modo de funcionamiento.

Para obtener más información, consulte el capítulo «Selección de los modos de control».

6. El producto emite dos pitidos y se apaga automáticamente a los 5 minutos.

Para apagar el producto en cualquier momento también puede presionar y mantener pulsado el botón de control.

6.2 Selección de los modos de control

- Pulse el botón de control  varias veces para alternar entre los modos de funcionamiento (F1, F2 y F3).
- El temporizador de funcionamiento (5 minutos) siempre se reinicia cuando cambie a otro modo de funcionamiento.

- Descripción de los modos de control:

	Modo	Ideal para
F1	Azul + rojo (se ve un color violeta)	Reduce los efectos del envejecimiento y minimiza las manchas y pequeñas imperfecciones causadas por el acné para que la piel luzca más vital, clara y radiante.
F2	Rojo + infrarrojo cercano (se ve un color rojo)	Permite lograr una piel de aspecto más joven y firme.
F3	Ámbar + rojo + infrarrojo cercano (se ve un color naranja oscuro)	Permite lograr una piel más relajada, joven y firme y un tono de piel más uniforme.

ES

7 Plan de aplicación

El producto es apto para uso diario. Pero únicamente utilice el producto durante un máximo de 5 minutos por sesión y un máximo de una vez al día. El modo F1 no debe utilizarse más de 3 veces por semana.

8 Limpieza

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Desconecte siempre el producto de la fuente de corriente antes de limpiarlo.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice productos de limpieza agresivos (por ejemplo, vinagre o producto antical), cepillos con cerdas de metal o nailon y objetos de limpieza afilados o metálicos,

como cuchillos, espátulas duras y similares.

- No sumerja el producto en agua para limpiarlo. El producto no es resistente al agua.

ES

1. Limpie el producto con un paño húmedo.
2. Seque bien el producto con un paño suave y seco.

9 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños.
- Guarde el producto en el embalaje original para protegerlo lo mejor posible.

10 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el producto esté bien cargado.• Asegúrese de que el producto no está conectado a una fuente de corriente USB. El producto no funciona durante la carga.
El producto no se carga.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el cable de carga USB esté conectado correctamente al puerto de carga y a la fuente de corriente USB.• A la hora de utilizar un adaptador de pared USB para la carga, asegúrese de que sea compatible con el producto (5 V CC, 1 A).

11 Datos técnicos

Modelo:	FAC10
Tensión nominal:	3,7 V
Capacidad de la batería:	42 mAh litio
Cantidad de luces LED:	9
Materiales:	ABS y silicona
Peso:	19,5 g
Dimensiones (largo × ancho × profundo):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Eliminación

12.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

12.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida de materiales por separado)



¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región**. Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

¡Las baterías y las pilas no se pueden tirar a la basura doméstica!



Como consumidor final, usted está legalmente obligado a entregar todas las pilas y baterías, independientemente de que contengan o no sustancias peligrosas*, en un punto de recogida del municipio o del distrito municipal o en un distribuidor para que puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente.

¡Lleve el producto completo (incluida la batería) a su punto de recogida y asegúrese de que la batería está descargada!

*Indicadas mediante: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

Aviso: Si desea retirar la batería, envuelva el producto con una toalla y golpee la carcasa con un martillo. Asegúrese de que los ojos y las manos estén protegidos para evitar lesiones. Tenga en cuenta que la extracción de la batería no es reversible.

ES

13 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

14 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: www.silkn.eu. Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu.

Número de servicio: 900 823 302

Email: servicioalcliente@silkn.eu / info@silkn.eu

Avvertenze legali

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silk'n Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silk'n Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Indice

1	Dotazione/parti dell'apparecchio	76
2	Informazioni generali	76
2.1	Letture e conservazione delle istruzioni per l'uso	76
2.2	Spiegazione dei simboli	76
3	Sicurezza	77
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	77
3.2	Avvertenze di sicurezza	77
4	Controllo del prodotto e della dotazione	81
5	Ricarica	81
6	Utilizzo	82
6.1	Esecuzione della sessione	83
6.2	Selezionare la modalità di funzionamento	83
7	Piano di applicazione	84
8	Pulizia	84
9	Conservazione	85
10	Ricerca anomalie	85
11	Dati tecnici	86
12	Smaltimento	86
12.1	Smaltimento dell'imballaggio	86
12.2	Smaltimento del prodotto	86
13	Garanzia	87
14	Servizio di assistenza clienti	87

I Dotazione/parti dell'apparecchio

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1 Pulsante di accensione | 4 Luci a LED |
| 2 Spia luminosa | 5 Cavo di ricarica USB |
| 3 Connettore di ricarica | 6 Strisce adesive |

2 Informazioni generali

IT

2.1 Lettura e conservazione delle istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso accompagnano LumiGlow (di seguito nominato il "prodotto") e contengono informazioni importanti sul dispositivo e sul funzionamento.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per usi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per il funzionamento e l'utilizzo.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme applicabili nel Regno Unito.



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).



Questo simbolo indica la tensione nominale e la corrente nominale della corrente continua.

3 Sicurezza

3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è stato appositamente sviluppato per ridurre le macchie e conferire alla pelle un aspetto più giovane. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

3.2 Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Utilizzare il prodotto esclusivamente con il cavo di ricarica USB in dotazione.
- Il prodotto può essere azionato soltanto con una bassa tensione di sicurezza in base alla marcatura sul prodotto.
- Non mettere in funzione il prodotto se è danneggiato o se il cavo di ricarica USB è

- difettoso.
- Non aprire il corpo dell'apparecchio, ma far eseguire la riparazione a persone qualificate. Rivolgersi all'assistenza post-vendita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
 - Per le riparazioni utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
 - Non immergere il prodotto o il cavo di ricarica USB in acqua o altri liquidi. Tenerli lontani dall'acqua.
 - Spegnere sempre il prodotto in caso di inutilizzo, pulizia o guasti. Quando il prodotto non è in carica, scollegare sempre il cavo di ricarica USB.
 - Non toccare mai il cavo di ricarica USB con le mani bagnate o umide.
 - Non inserire oggetti nel corpo dell'apparecchio.
 - Tenere tutti i componenti del prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.
 - Posare il cavo di ricarica USB in modo tale che nessuno possa inciamparvi.
 - Non estrarre il cavo di ricarica USB dalla fonte di alimentazione afferrandolo per il cavo, bensì afferrare sempre la spina del cavo.

- Non piegare il cavo di ricarica USB e non farlo passare su spigoli vivi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni.
- Non usare il prodotto mentre si sta caricando.

IT

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Questo prodotto non deve essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o intellettive o da persone con esperienza e conoscenza insufficiente, a meno che non siano sorvegliate o non siano state istruite sull'uso sicuro del prodotto e ne comprendano i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini.
- Tenere i bambini lontano dal prodotto e dal cavo di ricarica USB.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da donne in gravidanza, bambini, persone con epilessia, pazienti affetti da tiroide, persone che assumono farmaci per la tiroide, persone fotoallergiche o che assumono farmaci per il trattamento di un'allergia alla luce.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per

malattie della pelle, suppurazione di ferite, ferite accidentali e post-operatorie.

- Consultare il medico se non si è sicuri di poter utilizzare il prodotto.
- In caso di malessere, di reazioni anomale (ad esempio prurito o infiammazioni fastidiose) o se la pelle diventa particolarmente calda con sensazione di fastidio, interrompere l'uso del prodotto.
- In caso di utilizzo improprio, il liquido può fuoriuscire dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido. Il liquido delle batterie può provocare irritazioni o ustioni chimiche.
- In caso di contatto di pelle, occhi o mucose con il liquido della batteria, lavare e sciacquare immediatamente le aree interessate con acqua pulita. Rivolgersi eventualmente a un medico.
- Non smontare le batterie, non cortocircuitarle e non gettarle nel fuoco.
- Non tentare di estrarre le batterie dal prodotto. Questo prodotto contiene batterie ricaricabili che non sono sostituibili.
- Non guardare direttamente nella fonte luminosa del prodotto.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Tenere il prodotto lontano da fiamme

libere, superfici calde, temperature elevate o agenti atmosferici (ad es. pioggia).

- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano crepe, rotture o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.

4 Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Aprire l'imballaggio con cautela.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Accertarsi che la dotazione sia completa (vedi **Fig. A**).
3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

5 Ricarica

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Per ricaricare il prodotto utilizzare soltanto il cavo di ricarica USB in dotazione.

- Ricaricare il prodotto soltanto a temperature comprese tra 0 e 40 °C.



- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica. Il tempo di caricamento è di ca. 2 ore.
- Quando il livello di carica della batteria è basso la spia luminosa **2** lampeggia rossa e il prodotto emette un segnale acustico per 5 volte come avvertimento. È possibile continuare il trattamento, ma il prodotto deve essere ricaricato prima della prossima applicazione.
- Durante il tempo di ricarica non si deve utilizzare il prodotto.
- Se il prodotto viene riposto per un periodo di tempo prolungato, controllare il livello della batteria e ricaricare regolarmente il prodotto.

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo di ricarica USB **5** nel connettore di ricarica **3**.
2. Per effettuare la ricarica, inserire l'altra estremità del cavo di ricarica USB nella porta USB di una fonte di alimentazione USB adatta (non in dotazione) (ad es. un adattatore a muro USB, 5 V DC, 1 A).
3. Se si usa un adattatore a muro si raccomanda di inserirlo in una presa di rete.
Durante il caricamento la spia luminosa **2** lampeggia verde. Il processo di ricarica è terminato quando la spia luminosa presenta una luce verde fissa.
4. Quando il processo di ricarica è terminato, si raccomanda di estrarre l'adattatore a muro USB dalla presa di rete e di estrarre il cavo di ricarica USB dal connettore di ricarica.

6 Utilizzo



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Si raccomanda di usare il prodotto per massimo 5 minuti alla volta e massimo una

volta al giorno. La modalità F1 non deve essere applicata più di 3 volte la settimana.

6.1 Esecuzione della sessione

1. Si raccomanda di ricaricare il prodotto completamente.
2. Pulire e asciugare accuratamente il viso. Assicurarsi che non ci siano residui di trucco o sporco, poiché questo potrebbe ridurre la quantità di luce che penetra nella pelle.
3. Posizionare le strisce adesive **6** sul lato posteriore del prodotto, quindi incollare le strisce adesive sul proprio viso e iniziare il trattamento.
4. Tenere premuto il pulsante di accensione **1** per accendere il prodotto.

Quando viene acceso, il prodotto emette una volta un segnale acustico e la spia luminosa **2** lampeggia bianca.

Le luci a LED **4** si illuminano. La modalità di funzionamento „F1“ è attivata correttamente.

5. Se si vuole, premere di nuovo il pulsante di accensione per selezionare un'altra modalità di funzionamento.

Quando la modalità di funzionamento viene modificata il prodotto emette una volta un segnale acustico.

Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Selezionare la modalità di funzionamento”.

6. Dopo 5 minuti il prodotto emette due volte un segnale acustico e si spegne automaticamente.

È possibile però anche spegnere il prodotto in qualsiasi momento, tenendo premuto il pulsante di accensione.

6.2 Selezionare la modalità di funzionamento

- Premere ripetutamente il pulsante di accensione **1** per passare fra le modalità di funzionamento (F1, F2 e F3).
- Il timer di funzionamento (5 minuti) si azzerà tutte le volte che si passa a un'altra modalità di funzionamento.
- Descrizione della modalità di funzionamento:

	Modalità	Scopo
F1	Blu + rosso (si vede un colore viola)	Favorisce l'anti-ageing e riduce macchie e piccole imperfezioni per dare alla pelle un aspetto più vitale e luminoso che la fa risplendere.

	Modalità	Scopo
F2	Rosso + vicino infrarosso (si vede un colore rosso)	Per una pelle visibilmente più giovane e compatta.
F3	Ambra + rosso + vicino infrarosso (si vede un colore arancio scuro)	Per una pelle levigata, visibilmente giovane e compatta e un tono di pelle più omogeneo.

7 Piano di applicazione

Il prodotto è adatto per l'applicazione giornaliera. Si raccomanda di usare il prodotto per massimo 5 minuti alla volta e massimo una volta al giorno. La modalità F1 non deve essere applicata più di 3 volte la settimana.

8 Pulizia



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di eseguire la pulizia.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non usare detergenti aggressivi (ad es. aceto o prodotti decalcificanti), spazzole con setole in metallo o nylon e utensili di pulizia taglienti o metallici come coltelli, spatole dure e simili.
- Durante la pulizia non immergere il prodotto in acqua. Il prodotto non è resistente all'acqua.

1. Pulire il prodotto utilizzando un panno umido.
2. Asciugare accuratamente il prodotto utilizzando un panno morbido e asciutto.

9 Conservazione

Prima di riporre il prodotto tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

- Riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.
- Per una migliore protezione, conservare il prodotto nella confezione originale.

10 Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

Malfunzionamento	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il prodotto sia ricaricato in modo corretto.• Assicurarsi che il prodotto non sia collegato a una fonte di alimentazione USB. Il prodotto non funziona durante la ricarica.
Il prodotto non si ricarica.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il cavo di ricarica USB sia collegato correttamente tra il connettore di ricarica e la fonte di alimentazione USB.• Quando si usa l'adattatore a muro assicurarsi che sia compatibile con il prodotto (5 V DC, 1 A).

11 Dati tecnici

Modello:	FAC10
Tensione nominale:	3,7 V
Capacità della batteria ricaricabile:	42 mAh litio
Numero di luci a LED:	9
Materiali:	ABS + silicone
Peso:	19,5 g
Dimensioni (L × P × H):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

IT

12 Smaltimento

12.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

12.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria regione.**

In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!



Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Portare il prodotto completo (compresa la batteria) al punto di raccolta e assicurarsi che la batteria sia scarica!

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Avviso: Se si desidera rimuovere la batteria ricaricabile, avvolgere un panno intorno al prodotto e rompere l'alloggiamento con un martello. Prestare attenzione a proteggere gli occhi e le mani per evitare eventuali lesioni. Tenere presente che la rimozione della batteria ricaricabile è un'operazione irreversibile.

IT

13 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarla!

14 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: www.silkn.eu. Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu.

Numero del servizio: +31 (0) 180-330550

E-mail: servizioclientiit@silkn.eu / info@silkn.eu

Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silkn Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silk'n logosu Silkn Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda
www.silkn.eu – info@silkn.eu

İçindekiler

1	Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları	90
2	Genel	90
2.1	Kullanım kılavuzunu okumak ve saklamak	90
2.2	Sembol açıklamaları	90
3	Güvenlik	91
3.1	Amaca uygun kullanım	91
3.2	Güvenlik uyarıları	91
4	Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü	94
5	Şarj etme	95
6	Kullanım	96
6.1	Bir seansın gerçekleştirilmesi	96
6.2	Çalışma Modlarını Seçme	96
7	Uygulama planı	97
8	Temizleme	97
9	Saklama	98
10	Hata arama	98
11	Teknik bilgiler	99
12	İmha	99
12.1	Ambalajın imhası	99
12.2	Ürünün imhası	99
13	Garanti bilgileri	100
14	Müşteri Hizmetleri	100

I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- 1 Kumanda tuşu
- 2 Kontrol lambası
- 3 Şarj bağlantısı
- 4 LED ışıklar
- 5 USB Şarj Kablosu
- 6 Yapışkan bantlar

2 Genel

2.1 Kullanım kılavuzunu okumak ve saklamak



Bu kullanım kılavuzu LumiGlow (bundan sonra "ürün" olarak anılacaktır) ile birlikte verilmektedir ve kurulumu ve kullanımı hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.



UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

UYARI!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Uygunluk Beyanı: Bu sembole işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Uygunluk Beyanı: Bu sembole işaretlenmiş olan ürünler, Birleşik Krallık'ta uygulanan tüm yönetmeliklere uygundur.



Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekanlarda).



Bu sembol, doğru akım için nominal gerilimi ve nominal akımı belirtir.

3 Güvenlik

3.1 Amaca uygun kullanım

Ürün lekeleri azaltmak ve cilde daha genç bir görünüm kazandırmak için özel olarak geliştirilmiştir. Sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari alanda kullanıma uygun değildir.

Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

3.2 Güvenlik uyarıları



UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü sadece birlikte teslim edilen USB şarj kablosuyla kullanın.
- Ürün, üzerindeki işarete uygun olarak yalnızca ekstra güvenli düşük voltajla çalıştırılmalıdır.
- Ürün hasar almışsa ya da USB şarj kablosu arızalıysa ürünü çalıştırmayın.
- Gövdeyi açmayın, onarımı uzmanına bırakın.

Bunun için teknik servise başvurun. Servis dışında yaptırılan onarımlarda yanlış bağlantı veya hatalı kullanma durumunda, sorumluluk ve garanti hakkı ortadan kalkar.

- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun parçalar kullanılabilir. Bu üründe tehlike kaynaklarından korunma bağlamında temel öneme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
- Ürünü veya USB şarj kablosunu suya veya başka sıvılara sokmayın. Sudan uzak tutun.
- Kullanmadığınız zaman, temizlerken veya bir arıza ortaya çıktığında ürünü daima kapatın. Ürünü şarj etmiyorsanız USB şarj kablosunu daima prizden çıkarın.
- USB şarj kablosuna asla ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazın içine hiçbir cisim sokmayın.
- Ürünün tüm parçalarını açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- USB şarj kablosunu takılıp düşmeye sebep olmayacak şekilde yerleştirin.
- USB şarj kablosunu, USB güç kaynağının kablosundan çekerek değil, kablonun fişinden tutarak çekin.
- USB şarj kablosunu kıvırmayın ve keskin kenarlar üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.
- Ürünü şarj olurken kullanmayın.



UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Bu ürün, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetileri sınırlı olan kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan bireyler tarafından, bu kişiler güvenli kullanım konusunda bilgilendirilip ilgili tehlikeleri anlamadıkça veya denetlenmedikçe kullanılmamalıdır. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukları üründen ve USB şarj kablosundan uzak tutun.
- Ürün hamile kadınlar, çocuklar, epilepsisi olanlar, tiroid hastaları, tiroid ilacı alan kişiler, fotoalerjik kişiler veya fotodermatoz tedavisi için ilaç alan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Ürün cilt hastalıklarında, yara iltihaplanmasında, kaza sonucu ortaya çıkan ve ameliyat sonrası yaralarda kullanılamaz.
- Ürünü kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz doktorunuza başvurun.
- Kendinizi huzursuz hissediyorsanız, anormal reaksiyonlar gösteriyorsanız (örn. kaşıntı veya rahatsız edici iltihaplar) veya cildiniz rahatsız edecek şekilde ısınıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın.
- Yanlış kullanımlarda pildeki sıvı sızabilir. Bu sıvıyla temastan kaçının. Pillerden sızan sıvı tahrişe ve kimyasal yanıklara sebep olabilir.

- Pillerden sızan sıvının deri, göz ya da mukozayla teması halinde, temas eden bölgeyi derhal temiz suyla yıkayın ve durulayın. Gerekirse bir doktora başvurun.
- Piller sökülmemeli, kısa devre yapılmamalı ya da ateşe atılmamalıdır.
- Pilini üründen çıkarmaya çalışmayın. Bu ürün değiştirilemeyen piller içerir.
- Ürünün ışık kaynağı bölgesine doğrudan bakmayın.

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü açık ateşten, sıcak yüzeylerden, yüksek sıcaklıklardan veya hava koşullarının etkilerinden (örn. yağmur) uzak tutun.
- Ürünün üstüne ağır nesnelere koymayın.
- Plastik parçaları kırılmış, çatlamış veya deforme olmuşsa ürünü artık kullanmayın. Hasarlı parçaları yalnızca uygun orijinal yedek parçalarla değiştirin.

4 Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma esnasında çok dikkatli davranın.

1. Ürünü ambalajından çıkartın.
2. Teslimatın tam olup olmadığını doğrulayın (bkz. **Resim A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bunun için teknik servisimize başvurun.

5 Şarj etme

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Şarj etmek için sadece birlikte gönderilen USB şarj kablosunu kullanın.
- Ürünü sadece 0 ila 40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.



- Ürünü ilk kullanımdan önce ve düşük pil seviyesi halinde şarj edin. Şarj süresi yaklaşık 2 saattir.
- Pil seviyesi düşüğe kontrol lambası **2** kırmızı yanıp söner ve ürün uyarı sinyali olarak 5 defa bip sesi çıkarır. Uygulamaya başlayabilirsiniz ancak ürün bir sonraki kullanım için şarj edilmelidir.
- Ürün şarj sırasında kullanılamaz.
- Ürün uzun süre saklanacaksa, pil seviyesi kontrol edilmeli ve düzenli olarak şarj edilmelidir.

1. USB şarj kablosunun **5** küçük ucunu şarj bağlantısına **3** takın.
2. Şarj etmek için, USB şarj kablosunun büyük ucunu uygun bir USB güç kaynağının (dahil değildir) USB bağlantı noktasına takın (örneğin, 5 V DC, 1 A USB duvar adaptörü).
3. Bir duvar adaptörü kullanıyorsanız lütfen bunu bir elektrik prizine takın.

Kontrol lambası **2** şarj işlemi süresince yeşil yanıp söner. Kontrol lambası devamlı olarak yeşil yandığında, şarj işlemi tamamlanmıştır.





4. Şarj işlemi tamamlandığında USB duvar adaptörünü elektrik prizinden çıkarın ve USB şarj kablosunu şarj bağlantısından ayırın.

6 Kullanım


UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Lütfen ürünü seans başına en fazla 5 dakika ve günde en fazla bir kez kullanın. F1 modu haftada 3 defadan fazla uygulanmamalıdır.

6.1 Bir seansın gerçekleştirilmesi

1. Lütfen ürünü tamamen şarj edin.
2. Yüzünüzü iyice yıkayın ve kurulaşın. Cilde nüfuz eden ışık miktarını azaltabileceğinden, yüzünüzde hiç makyaj ya da kir kalıntısı kalmamasına dikkat edin.
3. Yapışkan bantları  ürünün arka tarafına getirin, daha sonra yapışkan bantları yüzünüze yapıştırın ve uygulamaya başlayın.
4. Ürünü çalıştırmak için kumanda tuşuna  basın ve basılı tutun. Ürün açıldığında bir defa bip sesi çıkarır ve kontrol lambası  beyaz ışık verir. LED ışıklar  yanar. Çalışma modu „F1“ varsayılan olarak aktive olur.
5. Çalışma modları arasında geçiş yapmak isterseniz kumanda tuşuna tekrar basın. Çalışma modu değiştirildiğinde ürün bir kez bip sesi çıkarır. Daha fazla bilgi için "Çalışma Modlarını Seçme" bölümüne bakın.
6. Ürün iki defa bip sesi çıkarır ve 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Ancak kumanda tuşuna basıp, basılı tutarak ürünü istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

6.2 Çalışma Modlarını Seçme

- Çalışma modları (F1, F2 ve F3) arasında geçiş yapmak için kumanda tuşuna  yeniden basın.
- Çalıştırma zamanlayıcı (5 dakika) başka bir çalışma moduna geçildiğinde daima sıfırlanır.

- Çalışma Modlarının Tanımı:

	Mod	En uygun olduğu alanlar
F1	Mavi + kırmızı (mor bir renk görünür)	Yaşlanma karşıtı etkileri destekler ve lekelerle küçük cilt kusurlarını azaltır; böylece cilt daha canlı, daha duru bir görünüme kavuşur ve parlaklığı artar.
F2	Kırmızı + yakın kızılötesi (kırmızı bir renk görünür)	Daha genç görünen ve sıkı bir cilt için.
F3	Kehribar + kırmızı + yakın kızılötesi (koyu turuncu bir renk görünür)	Daha sakinleşmiş, daha genç görünümlü ve sıkı bir cilt ve eşitlenmiş bir cilt tonu için.

7 Uygulama planı

Ürün günlük kullanım için uygundur. Ancak ürünü günde en fazla bir defa ve seans başına en fazla 5 dakika uygulayın. F1 modu haftada 3 defadan fazla uygulanmamalıdır.

8 Temizleme

UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü temizlemeden önce her zaman elektrik kaynağından ayırın.

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Aşındırıcı temizleyiciler (örn. sirke veya kireç çözücü), metal veya naylon fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve

benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.

- Ürünü temizlemek için suya tutmayın. Ürün suya dayanıklı değildir.

1. Ürünü nemli bir bezle silin.
2. Ürünü yumuşak ve kuru bir bezle iyice kurulayın.

9 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır.

- Ürünü sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- Ürünü mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmek için orijinal ambalajında muhafaza edin.

10 Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Ürünün gerektiği gibi şarj edildiğinden emin olun.• Ürünün bir USB elektrik kaynağı ile bağlı olmadığından emin olun. Ürün şarj esnasında çalışmaz.
Ürün şarj olmuyor.	<ul style="list-style-type: none">• USB şarj kablosunun şarj bağlantısı ile USB güç kaynağı arasında güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.• Şarj etmek için bir USB duvar adaptörü kullanıyorsanız lütfen bunun ürünle uygunluğundan (5 V DC I A) emin olun.

11 Teknik bilgiler

Model:	FAC10
Nominal gerilim:	3,7 V
Batarya kapasitesi:	42 mAh Lityum
LED ışıkların sayısı:	9
Malzemeler:	ABS + Silikon
Ağırlık:	19,5 g
Ölçüler (U x G x D):	46,8 x 40,2 x 19,2 mm

12 İmha

12.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukawa ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

12.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların kurallara

uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

Bataryalar ve piller evsel atıklarla birlikte imha edilemez!



Son kullanıcı olarak, tehlikeli maddeler* içersin ya da içermesin, tüm batarya ve pilleri çevre dostu bir şekilde imha veya bertaraf edilebilmeleri için belediyenin/ilçenin toplama merkezine teslim etmekten yasal olarak sorumlusunuz.

Bataryalar dahil eksiksiz ürünü toplama merkezimize götürün ve bataryaların boşaltıldığından emin olun!

*şöyle belirtilir: Cd = Kadmiyum, Hg = Cıva, Pb = Kurşun

Duyuru: Bataryayı değiştirmek istediğinizde ürünün etrafına bir bez sarın ve gövdeyi bir çekiçle vurarak parçalayın. Yaralanmalar olmasını önlemek için gözlerinizin ve ellerinizin korunmuş olduğundan emin olun. Bataryayı çıkarmanın geri dönüşü olmayan bir işlem olduğunu unutmayın.

13 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

14 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: www.silkn.eu. Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak www.silkn.eu adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31(0)180-330550

E-posta: info@silkn.eu

Aviso legal

A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silk'n Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silk'n Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registadas da Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Índice

1	Volume de fornecimento/peças do aparelho	103
2	Informações gerais	103
2.1	Leia e guarde o manual de instruções	103
2.2	Explicação dos símbolos	103
3	Segurança	104
3.1	Utilização prevista	104
3.2	Indicações de segurança	104
4	Verificar o produto e o volume de fornecimento	108
5	Carregar	109
6	Funcionamento	110
6.1	Realizar uma sessão	110
6.2	Selecionar o modo de funcionamento	110
7	Plano de aplicação	111
8	Limpeza	111
9	Armazenamento	112
10	Resolução de problemas	112
11	Dados Técnicos	113
12	Eliminação	113
12.1	Eliminar a embalagem	113
12.2	Eliminar o produto	113
13	Informações sobre a garantia	114
14	Serviço de assistência ao cliente	115

I Volume de fornecimento/peças do aparelho

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Botão de funcionamento | 4 Luzes LED |
| 2 Luz indicadora | 5 Cabo de carregamento USB |
| 3 Conexão de carregamento | 6 Fita adesiva |

2 Informações gerais

2.1 Leia e guarde o manual de instruções



Este manual de instruções acompanha o LumiGlow (doravante designado por “produto”) e contém informações importantes sobre a configuração e o manuseamento.

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto. Isto aplica-se, em especial, às instruções de segurança. O não cumprimento deste manual de instruções pode causar ferimentos ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. No estrangeiro, respeite também as diretivas e leis específicas do país. Guarde o manual de instruções para utilização futura. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras-sinal são utilizados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.



Este símbolo/palavra-sinal indica um perigo com um grau de risco médio que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

NOTA!

Esta palavra-sinal avisa sobre possíveis danos materiais.



Este símbolo-sinal fornece informações adicionais úteis sobre o manuseamento e a utilização.



Ler o manual de instruções.



Declaração de Conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Declaração de Conformidade: Os produtos marcados com este símbolo cumprem todas as normas aplicáveis no Reino Unido.



Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em espaços interiores secos).



Este símbolo indica a tensão nominal e a corrente nominal para corrente contínua.

PT

3 Segurança

3.1 Utilização prevista

O produto foi especialmente desenvolvido para reduzir manchas e deixar a pele com uma aparência mais jovem. É destinado apenas a uso privado e não é apropriado para uso comercial.

O produto só deve ser usado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e pode causar danos materiais ou pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por utilização não conforme ou incorreta.

3.2 Indicações de segurança

AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Utilizar o produto apenas com o cabo de carregamento USB fornecido.
- O produto só pode ser operado com uma tensão extra-baixa de segurança, de acordo com a marcação no produto.
- Se forem detetados danos no produto ou o cabo de carregamento USB estiver

danificado, não coloque o produto em funcionamento.

- Não abra a caixa, deixe a reparação a cargo de técnicos especializados. Para tal, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Em caso de reparações realizadas de forma independente, ligação inadequada ou operação incorreta, os direitos de responsabilidade e garantia serão excluídos.
- Para as reparações só devem ser utilizadas peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.
- Não mergulhe o produto ou o cabo de carregamento USB em água ou noutros líquidos. Mantenha-os afastados da água.
- Desligue sempre o produto quando não a utilizá-lo, quando o estiver a limpar ou quando houver uma avaria. Retire sempre o cabo de carregamento USB quando não estiver a carregar o produto.
- Nunca toque no cabo de carregamento USB com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não insira objetos na caixa.
- Manter todas as partes do produto longe de chamas abertas e de superfícies quentes.
- Coloque o cabo de carregamento USB de forma a não constituir um perigo de

- tropeçar.
- Não puxe o cabo de carregamento USB para fora da fonte de alimentação USB pelo cabo, mas segure sempre a ficha do cabo.
 - Não dobre o cabo de carregamento USB e não o coloque sobre bordas afiadas.
 - Usar o produto apenas em espaços interiores.
 - Não utilize o produto enquanto estiver a carregar.

 **AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!**

- Este produto não pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, nem por pessoas com falta de experiência e conhecimento, sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do produto e compreendam os riscos associados. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças.
- Mantenha as crianças afastadas do produto e do cabo de carregamento USB.
- O produto não deve ser utilizado por mulheres grávidas, crianças, pessoas com epilepsia, pessoas com problemas de tiróide, pessoas que tomam medicamentos para a tiróide, pessoas fotoalérgicas ou pessoas

que tomam medicamentos para tratar uma alergia à luz.

- O produto não pode ser utilizado em caso de doenças de pele, purulência, feridas relacionadas com acidentes e feridas pós-operatórias.
- Consulte o seu médico, se não tiver a certeza de que pode utilizar o produto.
- Se sentir desconforto, se tiver reações anormais (por exemplo, comichão ou inflamação desagradável) ou se a sua pele ficar desconfortavelmente quente, pare de utilizar o produto imediatamente.
- Em caso de utilização indevida, pode ocorrer fuga de líquido da pilha – evite o contacto com a mesma. O líquido que escorre das pilhas pode causar irritações ou queimaduras.
- Em caso de contacto da pele, olhos ou mucosas com o líquido das pilhas, lavar e enxaguar as áreas afetadas imediatamente com água limpa. Se necessário, consulte um médico.
- Não desmontar, colocar em curto-circuito ou incinerar as pilhas.
- Não tente retirar a bateria do produto. Este produto contém baterias que não são substituíveis.

- Não olhar diretamente para a zona da fonte de luz do produto.

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Manter o produto afastado de chamas, superfícies quentes, temperaturas elevadas ou dos efeitos das condições climatéricas (por exemplo, chuva).
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não utilizar o produto se as peças de plástico estiverem rachadas, partidas ou deformadas. Substituir as peças danificadas apenas por peças sobresselentes originais correspondentes.

PT

4 Verificar o produto e o volume de fornecimento

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir.
1. Retirar o produto da embalagem.
 2. Verifique se o volume de fornecimento está completo (ver **fig. A**).
 3. Verificar se o produto ou os componentes estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser utilizado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

5 Carregar

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Utilize apenas o cabo de carregamento USB fornecido para o carregamento.
- Carregue o produto apenas a temperaturas entre 0 e 40 °C.



- Carregue completamente o produto antes da primeira utilização e se o nível de carga da bateria for baixo. O tempo de carregamento é de aproximadamente 2 horas.
- Quando o nível da bateria está baixo, a luz indicadora **2** pisca em vermelho e o produto emite 5 bipes como aviso. Pode continuar com o tratamento, mas o produto tem de ser recarregado para a próxima aplicação.
- O produto não pode ser utilizado durante o carregamento.
- Se armazenar o produto durante um período longo, o nível de carga deve ser verificado e a bateria carregada regularmente.

1. Insira a extremidade menor do cabo de carregamento USB **5** na conexão de carregamento **3**.
2. Para carregar, insira a extremidade maior do cabo de carregamento USB na porta USB de uma fonte de alimentação USB adequada (não incluída) (por exemplo, um adaptador de parede USB, 5 V CC, 1 A).
3. Se for utilizado um adaptador de parede, deve ser ligado a uma tomada elétrica.

A luz indicadora **2** pisca a verde durante o processo de carregamento. O processo de carregamento está concluído, quando a luz indicadora estiver continuamente iluminada a verde.





4. Quando o processo de carregamento estiver concluído, desligue o adaptador de parede USB da tomada elétrica e desligue o cabo de carregamento USB da conexão de carregamento.

6 Funcionamento


AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Utilizar o produto durante um máximo de 5 minutos por sessão e, no máximo, uma vez por dia. O modo F1 não deve ser utilizado mais do que 3 vezes por semana.

6.1 Realizar uma sessão

1. Carregue o produto completamente.
2. Limpe e seque totalmente o seu rosto. Certifique-se de que não tem maquilhagem ou sujidade, pois isso pode reduzir a quantidade de luz que penetra na pele.
3. Aplique a fita adesiva  na parte de trás do produto, cole a fita adesiva no rosto e comece a aplicação.
4. Pressione e mantenha pressionado o botão de funcionamento  para ligar o produto.
Quando ligado, o produto emite um sinal sonoro e a luz indicadora  acende a branco.
As luzes LED  acendem-se. O modo de funcionamento “F1” está ativado por defeito.
5. Se desejar, pressione novamente o botão de funcionamento, para selecionar o modo de funcionamento diferente.
O produto emite, um sinal sonoro, quando o modo de funcionamento é alterado.
Para mais informações, consulte o capítulo “Selecionar o modo de funcionamento”.
6. O produto emite dois sinais sonoros e desliga-se automaticamente após 5 minutos.
No entanto, para desligar o produto a qualquer momento, pode pressionar e manter pressionado o botão de funcionamento.

6.2 Selecionar o modo de funcionamento

- Pressionar repetidamente o botão de funcionamento  para trocar o modo de funcionamento (F1, F2 e F3).
- O temporizador de funcionamento (5 minutos) é sempre repostado quando se muda para outro modo de funcionamento.

- Descrição do modo de funcionamento:

	Modo	Ideal para
F1	Azul + vermelho (vê-se uma cor violeta)	Promove o anti-envelhecimento e reduz manchas e pequenas imperfeições para uma pele mais vitalizada, mais clara e mais radiante.
F2	Vermelho + infravermelhos próximos (vê-se uma cor vermelha)	Para uma pele com aspeto mais jovem e firme.
F3	Âmbar + vermelho + infravermelhos próximos (vê-se uma cor laranja)	Para uma pele mais suave, mais jovem e mais firme e um tom de pele mais uniforme.

PT

7 Plano de aplicação

O produto é adequado para utilização diária. No entanto, utilizar o produto durante um máximo de 5 minutos por sessão e, no máximo, uma vez por dia. O modo F1 não deve ser utilizado mais do que 3 vezes por semana.

8 Limpeza

AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes de o limpar.

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Não use produtos de limpeza agressivos (por ex. vinagre ou removedor de calcário), escovas com cerdas metálicas ou de nylon,

ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e semelhantes.

- Não mergulhe o produto em água para o limpar. O produto não é à prova de água.

1. Limpe o produto com um pano húmido.
2. Secar bem o produto com um pano macio e seco.

9 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento.

- Armazenar o produto num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.
- Armazenar o produto de forma que seja inacessível para crianças.
- Armazene o produto na embalagem original para garantir a melhor proteção possível.

10 Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenos erros que pode consertar pessoalmente. Siga as instruções na tabela a seguir. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

Falha	Possível causa e solução
O produto não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o produto esteja corretamente carregado.• Certifique-se de que o produto não está ligado à fonte de alimentação USB. O produto não funciona durante o carregamento.

Falha	Possível causa e solução
Não é possível carregar o produto.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o cabo de carregamento USB está corretamente ligado entre a conexão de carregamento e a fonte de alimentação USB. • Se utilizar um adaptador de parede USB para carregar, certifique-se de que é compatível com o produto (5 V CC, 1 A).

II Dados Técnicos

PT

Modelo:	FAC10
Tensão nominal:	3,7 V
Capacidade da bateria:	42 mAh Lítio
Número de luzes LED:	9
Materiais:	ABS + Silicone
Peso:	19,5 g
Dimensões (C × L × P):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Eliminação

12.1 Eliminar a embalagem



Elimine os componentes da embalagem em separado. Cartão e papelão devem ser entregues ao centro de recolha de papel usado, filmes devem ser enviados ao centro de recolha de materiais recicláveis.

12.2 Eliminar o produto

(Válido para a União Europeia e em outros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



Os aparelhos antigos não devem ser eliminados com o lixo doméstico!

Se o produto não puder mais ser usado, **descarte-o de acordo com os regulamentos vigentes em seu estado ou país.** Isso garante que os aparelhos velhos sejam devidamente reciclados e que sejam evitados efeitos negativos sobre o ambiente. Portanto,

equipamentos elétricos e eletrônicos são marcados com o símbolo mostrado aqui.

As baterias e pilhas usadas não devem ser descartadas no lixo doméstico!



Na qualidade de consumidor final, tem a obrigação legal de entregar todas as pilhas e baterias – independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas* – num ponto de recolha município/distrito ou a um retalhista, para que estas possam ser eliminadas de modo ambientalmente correto.

Entregue o produto completo (incluindo a bateria) no ponto de recolha da sua zona e certifique-se de que a bateria está descarregada!

*marcadas com: Cd = Cádmiu, Hg = Mercúriu, Pb = Chumbo

Aviso: Para remover a bateria, envolva o produto numa toalha e parta a caixa com um martelo. Certifique-se de que os seus olhos e mãos estão protegidos, para evitar ferimentos. Tenha em atenção que, a remoção da bateria não pode ser revertida.

13 Informações sobre a garantia

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

I4 Serviço de assistência ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: www.silkn.eu. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em www.silkn.eu como PDF.

Número de serviço: +31(0)180-330550

Email: info@silkn.eu

PT

Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

Silk'n Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silk'n Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene
www.silk'n.eu – info@silk'n.eu

Indholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatdele	118
2	Generelt	118
2.1	Læsning og opbevaring af brugsanvisningen	118
2.2	Symbolforklaring	118
3	Sikkerhed	119
3.1	Forskriftsmæssig brug	119
3.2	Sikkerhedsoplysninger	119
4	Kontroller produkt og indhold	123
5	Opladning	123
6	Betjening	124
6.1	Gennemførelse af behandlingen	124
6.2	Valg af betjeningstilstande	125
7	Anvendelsesplan	125
8	Rengøring	125
9	Opbevaring	126
10	Fejlsøgning	126
11	Tekniske data	127
12	Bortskaffelse	127
12.1	Bortskaffelse af emballagen	127
12.2	Bortskaffelse af produktet	127
13	Garantiinformationer	128
14	Kundeservice	128

I Leveringsomfang/apparatdele

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| 1 | Betjeningsstast | 4 | LED-lamper |
| 2 | Kontrollampe | 5 | USB-kabel |
| 3 | Ladestik | 6 | Klæbebånd |

2 Generelt

2.1 Læsning og opbevaring af brugsanvisningen



Denne betjeningsvejledning er vedlagt LumiGlow (herefter kaldt "produktet") og indeholder vigtige informationer vedr. opsætning og betjening. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for

sikkerhedsoplysningerne. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risiko-grad, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer vedr. håndtering og brug.



Læs brugsanvisningen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle Storbritanniens gældende regler og lovgivninger.



Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnet til brug i hjemmet (i tørre indendørsrum).



Dette symbol markerer målingsspændingen og målingsstrømmen for jævnstrøm.

DA

3 Sikkerhed

3.1 Forskriftsmæssig brug

Produktet er specielt udviklet til at reducere pletter og få huden til at se yngre ud. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse.

Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskader. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

3.2 Sikkerhedsoplysninger

⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Brug kun produktet med det medfølgende USB-kabel.
- Produktet må kun bruges med sikkerhedslavspænding jævnfør mærkningen på produktet.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det er beskadiget eller hvis USB-kablet er defekt.
- Åbn ikke kabinettet, men overlad reparati-

onen til fagfolk. Henvend dig i den forbindelse til kundeservice. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening bortfalder hæftelses- og garantikrav.

- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette produkt findes der elektriske og metalliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Produktet og USB-kablet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Hold dem væk fra vand.
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når det rengøres, eller hvis der er opstået en fejl. Frakobl altid USB-kablet, når du ikke oplader produktet.
- Rør aldrig ved USB-kablet med våde eller fugtige hænder.
- Stik ikke nogen genstande ind i kabinettet.
- Hold alle produktets dele væk fra åben ild og varme overflader.
- Placér USB-kablet således, at man ikke kan falde over det.
- Træk ikke USB-kablet ud af USB-strømkilden ved at trække i kablet; tag derimod altid fat om kablets stik.
- USB-kablet må ikke bøjes sammen eller placeres over skarpe kanter.

- Anvend kun produktet indendørs.
- Anvend ikke produktet under opladning.

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Dette produkt kan ikke anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber, eller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller er undervist i sikker brug af produktet og forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøringen og brugerens vedligeholdelse må ikke foretages af børn.
- Hold børn væk fra produktet og USB-kablet.
- Produktet må ikke bruges af gravide kvinder, børn, personer med epilepsi, skjoldbruskkirtelpatienter, personer, der tager skjoldbruskkirtelmedicin, personer, der er fotoallergiske, eller personer, der tager medicin til behandling af lysallergi.
- Produktet må ikke anvendes ved hudsygdomme, sårsupputation, sår opstået grundet ulykker, samt postoperative sår.
- Kontakt din læge, hvis du ikke er sikker på, om du kan bruge produktet.
- Hvis du føler dig utilpas, hvis du får unormale reaktioner (f.eks. kløe eller

ubehagelig betændelse), eller hvis din hud bliver ubehageligt varm, skal du stoppe med at bruge produktet med det samme.

- Ved forkert brug kan der sive væske ud af batteriet – undgå kontakt med den. Væske, der siver ud af batterier, kan medføre irritationer eller ætsninger.
- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud, øjne eller slimhinder, så vask og skyl straks de berørte steder med rent vand. Kontakt evt. en læge.
- Batterier må ikke skilles ad, kortsluttes eller smides ind i åben ild.
- Forsøg ikke at tage batteriet ud af produktet. Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Kik ikke direkte ind i produktets lyskildeområde.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hold produktet væk fra åben ild, varme overflader, høje temperaturer og påvirkning fra vejret (fx regn).
- Læg ikke tunge genstande på produktet.
- Anvend ikke længere produktet, hvis plastdelene er revnede, knækkede eller deforme. Erstat beskadigede dele kun med tilsvarende originale reservedele.

4 Kontroller produkt og indhold

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
3. Kontroller, om produktet eller enkeltdele er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet. Henvend dig til vores kundeservice.

DA

5 Opladning

⚠ ADVARSEL! SKADESFARE!

- Benyt kun det medfølgende USB-kabel til opladningen.
- Oplad kun produktet ved temperaturer mellem 0 og 40 °C.



- Oplad produktet fuldstændigt før første ibrugtagning og ved svagt batteri. Ladetiden er ca. 2 timer.
- Når batteriniveauet er lavt, blinker kontrollampen **2** rødt, og produktet afgiver 5 bip som advarsel. Du kan fortsætte med behandlingen, men produktet skal oplades inden næste brug.
- Produktet kan ikke bruges under opladningen.
- Hvis produktet opbevares i længere tid, skal batteriniveauet kontrolleres, og produktet skal oplades regelmæssigt.

1. Stik den mindste ende af USB-kablet **5** ind i ladestikket **3**.
2. For at lade op stikkes den store ende af USB-kablet ind i USB-tilslutningen på en egnet USB-strømkilde (medfølger ikke) (f.eks. en USB-vægadapter, 5 V DC, 1 A).

3. Ved anvendelse af en vægadapter skal denne sættes i en stikdåse.
Kontrollampen **2** blinker grønt under opladningen.
Opladningen er afsluttet, når kontrollamperne lyser grønt kontinuerligt.
4. Når opladningen er afsluttet, skal du fjerne USB-vægadapteren fra stikdåsen, og USB-kablet fjernes fra ladestikket.

6 Betjening

ADVARSEL! SKADESFARE!


- Brug maksimalt produktet i 5 minutter pr. behandling, og maksimalt én gang om dagen. FI-tilstanden bør ikke anvendes mere end 3 gange om ugen.

DA

6.1 Gennemførelse af behandlingen

1. Oplad produktet fuldstændigt.
2. Rens og tør dit ansigt grundigt. Sørg for, at der ikke er spor af makeup eller snavs, da det kan reducere mængden af det lys, der trænger ind i huden.
3. Sæt klæbebåndet **6** på bagsiden af produktet, klæb derefter klæbebåndet på dit ansigt og begynd behandlingen.
4. Tryk og hold betjeningstasten **1** nede for at tænde produktet. Når produktet er tændt, afgiver det et bip, og kontrollampen **2** lyser hvidt.
LED-lamperne **4** tænder. Driftstilstanden "FI" er aktiveret som standard.
5. Tryk igen på betjeningstasten for at skifte mellem driftsfunktionerne, hvis du ønsker det.
Når programmet ændres, udsender produktet en kort bip-tone.
Se yderligere informationer i kapitlet "Valg af betjeningstilstande".
6. Produktet afgiver to bip og slukker automatisk efter 5 minutter. Men du kan også slukke for produktet når som helst ved at trykke på betjeningstasten og holde den nede.

6.2 Valg af betjeningstilstande

- Tryk på betjeningstasten  igen, for at skifte mellem driftstilstandene (F1, F2 og F3).
- Drifts-timeren (5 minutter) bliver altid nulstillet, når du skifter til et andet program.
- Beskrivelse af betjeningstilstande:

	Program	Bedst egnet til
F1	Blåt + Rødt (man ser en violet farve)	Fremmer anti-aging og reducerer pletter og små uregelmæssigheder, så huden ser mere vital og klar ud og stråler mere.
F2	Rødt + nærinfrarødt (man ser en rød farve)	For en hud, der ser yngre og strammere ud.
F3	Rav + Rødt + nærinfrarødt (man ser en mørk orange farve)	For en mere rolig hud, der ser yngre og strammere ud, og som får en jævn hudtone.

DA

7 Anvendelsesplan

Produktet er egnet til daglig anvendelse. Brug dog maksimalt produktet i 5 minutter pr. behandling, og maksimalt én gang om dagen. F1-tilstanden bør ikke anvendes mere end 3 gange om ugen.

8 Rengøring

 **ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!**

- Adskil altid produktet fra strømkilden inden rengøringen.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler (f.eks. eddike eller kalkfjerner), børster med

metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende.

- Sænk ikke produktet i vand for at rengøre det. Produktet er ikke vandfast.

1. Rengør produktet med en fugtig klud.
2. Tør produktet grundigt med en blød og tør klud.

9 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre.

- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, som beskytter mod varme temperaturer og direkte sollys.
- Opbevar produktet på en sådan måde, at det er utilgængeligt for børn.
- Opbevar produktet i den originale emballage for den bedst mulige beskyttelse.

10 Fejlsøgning

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om produktet er opladet korrekt.• Sørg for, at produktet ikke er tilsluttet en USB-strømkilde. Produktet virker ikke under opladning.
Produktet kan ikke oplades.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at sikre, at USB-kablet er tilsluttet sikkert mellem ladestikket og USB-strømkilden.• Hvis du bruger en USB-vægadapter til opladning, skal du sørge for, at den er kompatibel med produktet (5 V DC, 1 A).

II Tekniske data

Model:	FAC10
Nominel spænding:	3,7 V
Batterikapacitet:	42 mAh litium
Antal LED-lamper:	9
Materialer:	ABS og silikone
Vægt:	19,5 g
Mål (L × B × D):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Bortskaffelse

DA

12.1 Bortskaffelse af emballagen



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

12.2 Bortskaffelse af produktet

(Gælder i EU og i andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land.** Dermed sikres det, at kasseret udstyr genan-

vendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste

symbol.

Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes via dagrenovationen!



Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe samtlige batterier og akkumulatorer – uanset, om de indeholder farlige stoffer*, eller ej – på et dertil egnet kommunalt eller andet offentligt indsamlingssted, eller til aflevering hos en forhandler,

således at affaldet bortskaffes miljøbevidst.

Bring det fuldstændige produkt (herunder akkumulatoren) til dit indsamlingssted, og sørg for, at akkumulatoren er afladet!

*kendetegnet med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Bemærk: Hvis du ønsker at fjerne batteriet, så vikl et håndklæde rundt om produktet, og slå kabinettet i stykker med en hammer. Sørg for at dine øjne og hænder er beskyttede, så kvæstelser undgås. Bemærk, at fjernelsen af batteriet ikke kan fortrydes.

13 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

14 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: www.silkn.eu. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på www.silkn.eu som PDF.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V.s patentrettigheter.

NO

Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatets deler	131
2	Generelt	131
2.1	Les og oppbevar bruksanvisningen	131
2.2	Symbolforklaring	131
3	Sikkerhet	132
3.1	Riktig bruk	132
3.2	Sikkerhetsanvisninger	132
4	Kontrollere produktet og leveringsomfanget	136
5	Lading	136
6	Betjening	137
6.1	Utføre en økt	137
6.2	Velge betjeningsmoduser	138
7	Plan for anvendelse	138
8	Rengjøring	138
9	Oppbevaring	139
10	Feilsøking	139
11	Tekniske data	140
12	Kassering	140
12.1	Avhending av emballasjen	140
12.2	Avhending av produktet	140
13	Garantiinformasjon	141
14	Kundeservice	141

1 Leveringsomfang/apparatets deler

- | | | | |
|---|-----------------|---|---------------|
| 1 | Betjeningsknapp | 4 | LED-lamper |
| 2 | Kontrollampe | 5 | USB-ladekabel |
| 3 | Ladekontakt | 6 | Limstriper |

2 Generelt

2.1 Les og oppbevar bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen er lagt ved LumiGlow (heretter "produktet") og inneholder viktig informasjon om innretning og håndtering. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene.

NO

Hvis du ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risiko-grad som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

LES DETTE!

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.



Les bruksanvisningen.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.

**UK
CA**

Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle bestemmelser som kommer til anvendelse i Storbritannia.



Apparater som er merket med dette symbolet, er bare egnet til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).



Dette symbolet kjennetegner driftsspennning og driftsstrøm for likestrøm.

3 Sikkerhet

3.1 Riktig bruk

Produktet ble spesialutviklet for å redusere flekker og få huden til å se yngre ut. Det er utelukkende ment til privat bruk og er ikke egnet til næringsformål.

Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for ting- eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

3.2 Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Produktet skal bare brukes sammen med den vedlagte USB-ladekabelen.
- Produktet skal bare brukes med en sikker lavspennning i henhold til merkingen på produktet.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller USB-ladekabelen er defekt.
- Du må ikke åpne apparatet, men overlate reparasjonen til fagfolk. Henvend deg da til kundeservice. Ved reparasjoner utført på egen hånd, ukyndig tilkobling eller feil betje-

ning er ansvars- og garantikrav utelukket.

- Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige apparatspesifikasjonene. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.
- Ikke dypp produktet eller USB-ladekabelen i vann eller andre væsker. Hold produktet unna vann!
- NO** • Du må alltid slå av produktet når det ikke er i bruk, når det rengjøres eller dersom det foreligger en feil. Du må alltid trekke ut USB-ladekabelen når produktet ikke lades.
- Du må aldri ta i USB-ladekabelen med våte eller fuktige hender.
- Ikke stikk gjenstander inn i huset.
- Hold alle komponenter til produktet unna åpen ild og varme overflater.
- Legg USB-ladekabelen slik at ingen snubler i den.
- Ta alltid tak i selve støpselet når du trekker USB-ladekabelen ut av USB-strømkilden, ikke dra i ledningen.
- Ikke knekk USB-ladekabelen og ikke legg den over skarpe kanter.
- Produktet skal kun benyttes innendørs.
- Du må ikke bruke produktet mens det er på lading.

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Dette produktet kan ikke brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og/eller kunnskaper, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er forbundet med dette. Barn skal ikke leke med produktet. Renhold og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- Hold barn på avstand fra produktet og USB-ladekabelen.
- Produktet skal ikke brukes av gravide personer, barn, mennesker med epilepsi, skjoldbruskkjertel-pasienter, mennesker som bruker legemidler i forbindelse med skjoldbruskkjertelen, personer med foto-allergiske reaksjoner eller personer som bruker legemidler til behandling av lysallergi.
- Produktet må ikke brukes ved hudsykdommer, sår med puss, sår etter ulykke eller post-operative sår.
- Rådfør deg med legen din hvis du er usikker på om du kan bruke produktet.
- Stans bruken av produktet hvis du føler deg uvel, opplever uvanlige reaksjoner (f.eks. kløe eller ubehagelig betennelse) eller hvis huden blir ubehagelig varm.

- Ved feil bruk kan væske lekke fra batteriet – unngå kontakt med det. Væsker som lekker fra batterier kan forårsake irritasjon eller forbrenninger.
- Hvis batterivæske kommer i kontakt med hud, øyne eller slimhinner, vask og skyl de berørte områdene umiddelbart med rent vann. Oppsøk en lege umiddelbart om nødvendig.
- Batterier må ikke demonteres, kortsluttes eller kastes i ild.
- Ikke gjør forsøk på å ta batteriet ut av produktet. Dette produktet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut.
- Ikke se direkte inn i lyskildeområdet til produktet.

NO

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Hold produktet unna åpen ild, varme overflater, høye temperaturer eller værpåvirkning (f.eks. regn).
- Ikke legg tunge gjenstander på produktet.
- Ikke bruk produktet dersom plastdelene er sprukket, brukket eller deformert. Skadede deler skal bare erstattes med tilsvarende originale reservedeler.

4 Kontrollere produktet og leveringsomfanget

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.
1. Ta produktet ut av emballasjen.
 2. Forsikre deg om at innholdet i pakken er fullstendig (se **fig. A**).
 3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

NO

5 Lading

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Bruk bare den medfølgende USB-ladekabelen til lading.
 - Lad produktet kun ved temperaturer mellom 0 og 40 °C.
-  • Før første gangs bruk og når batteriet er svakt, skal du lade det opp fullstendig. Ladetiden er omlag 2 timer.
- Når batteriladenivået er lavt, blinker kontrollampen  i rødt, og produktet avgir en pipetone som advarsel 5 ganger. Du kan fortsette med behandlingen, men produktet må lades opp til neste bruk.
 - Produktet kan ikke brukes mens batteriet lades.
 - Hvis produktet oppbevares i lengre tid, må ladenivået kontrolleres og batteriet regelmessig lades opp.
1. Sett den mindre enden av USB-ladekabelen  inn i ladekontakten .

2. Sett den større enden av USB-ladekabelen til lading i USB-kontakten til en egnet USB-strømkilde (medfølger ikke) (f.eks. en USB-veggadapter, 5 V DC, 1 A).
3. Hvis det brukes en veggadapter, plugges du inn denne i et strømuttak.
Kontrollampen **2** blinker grønt under lading. Ledeforløpet er avsluttet når kontrollampen lyser kontinuerlig i grønt.
4. Når ladingen er avsluttet, trekk USB-veggadapteren ut av stikkontakten og separer USB-ladekabelen fra ladekontakten.

6 Betjening

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

NO

- Anvend produktet i maksimalt 5 minutter per økt og maksimalt én gang per dag. FI-modusen skal ikke brukes med en 3 ganger per uke.

6.1 Utføre en økt

1. Lad produktet helt opp.
2. Rens og tørk ansiktet ditt grundig. Pass på at det ikke finnes noen sminke eller smuss på ansiktet, da dette kan redusere lysmengden som trenger inn i huden.
3. Anbring limstripene **6** bak på produktet og lim limstripene deretter på ansiktet og begynn med anvendelsen.
4. Trykk inn og hold betjeningsknappen **1** for å koble inn produktet.
Produktet avgir en pipetone når det slås på, og kontrollampen **2** lyser hvitt.
LED-lampene **4** tennes. Driftsmodus "FI" er aktivert som standard.
5. Trykk på betjeningsknappen enda en gang hvis du ønsker å skifte mellom driftsmodusene.
Produktet avgir en enkelt pipetone når driftsmodusen endres. For mer informasjon se kapittelet «Velge betjeningsmoduser».
6. Produktet avgir en pipetone to ganger og kobler seg automatisk ut etter 5 minutter.

Du kan imidlertid også trykke og holde betjeningsknappen inne for å slå av produktet til enhver tid.

6.2 Velge betjeningsmoduser

- Trykk gjentatte ganger på betjeningsknappen **1** for å veksle gjennom driftsmodusene (F1, F2 og F3).
- Driftstimeren (5 minutter) tilbakestilles alltid når du kobler om til en annen driftsmodus.
- Beskrivelse av betjeningsmodusene:

	Modus	Best egnet til
F1	Blå + rød (man ser en fiolett farge)	Stimulerer anti-aging og reduserer flekker og små ufullkommenheter, slik at huden ser mer vital og klarer ut og stråler mer.
F2	Rød + nærinfrarød (man ser en rød farge)	For en hud som ser yngre og strammere ut.
F3	Rav + rød + nærinfrarød (man ser en dyp oransje)	For en hud som ser roligere, yngre og strammere ut, samt for en jevnere hudtone.

7 Plan for anvendelse

Produktet egner seg til daglig bruk. Anvend produktet likevel i maksimalt 5 minutter per økt og maksimalt én gang per dag. F1-modusen skal ikke brukes med en 3 ganger per uke.

8 Rengjøring



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Koble alltid produktet fra strømforsyningen før rengjøring.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler (f.eks. eddik eller kalkfjerner), børster med metall- eller nylonhår eller rengjøringsutstyr som er skarpt eller i metall som kniver, harde spatler og lignende.
- Ikke dykk produktet ned i vann for å rengjøre det. Produktet er ikke vannfast.

1. Rengjør produktet med en fuktig klut.
2. Tørk produktet grundig med en myk og tørr klut.

NO

9 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre.

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted hvor det er beskyttet mot varme og direkte sollys.
- Oppbevar produktet slik at det er utilgjengelig for barn.
- Oppbevar produktet i originalemballasjen for å beskytte det så godt som mulig.

10 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen.

Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Produktet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at produktet er ordentlig ladet.• Kontroller at produktet ikke er koblet til en USB-strømforsyning. Produktet virker ikke under lading.

Feil	Mulig årsak og løsning
Det er ikke mulig å lade produktet.	<ul style="list-style-type: none"> • Forsikre deg om at USB-ladekabelen er koblet riktig til ladekontakten og USB-strømkilden. • Når du bruker en USB-veggadapter til lading, pass på at den er kompatibel med produktet (5 V DC, 1 A).

11 Tekniske data

Modell:	FAC10
Nominell spenning:	3,7 V
Batteritytelse:	42 mAh litium
Antall LED-lamper:	9
Materialer:	ABS + silikon
Vekt:	19,5 g
Mål (L × B × D):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

NO

12 Kassering

12.1 Avhending av emballasjen



Kildesorter emballasjen ved kasting. Kast papp og kartong som returpapir, folier til gjenvinning.

12.2 Avhending av produktet

(Gjelder for Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås.

Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.

Gamle apparater og batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall!



Som sluttbruker er du forpliktet til å levere alle batterier til en gjenbruksstasjon der du bor eller til forhandleren, uansett om de inneholder farlige stoffer* eller ikke, slik at de kan håndteres på en miljøvennlig måte.

Ta med hele produktet (inklusive batteri) til en gjenbruksstasjon og forsikre deg om at batteriet er utladet!

*kjennetegnet med: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly

Les dette: For å ta ut batteriet, vikle et håndkle rundt produktet og knus huset med en hammer. Sørg for at øyne og hender er beskyttet for å unngå skader. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å sette batteriet inn igjen hvis det først er tatt ut.

NO

13 Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessene. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

14 Kundeservice

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: www.silkn.eu. Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra www.silkn.eu som PDF-fil.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

Silk'n Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentanmälningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silk'n Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innehållsförteckning

1	Leveransomfång/apparatens delar _____	144
2	Allmänt _____	144
2.1	Läs och spara bruksanvisningen _____	144
2.2	Symbolförklaring _____	144
3	Säkerhet _____	145
3.1	Avsedd användning _____	145
3.2	Säkerhetsanvisningar _____	145
4	Kontrollera produkten och leveransomfånget _____	149
5	Ladda _____	149
6	Användning _____	150
6.1	Genomförande av behandling _____	150
6.2	Välja driftläge _____	151
7	Användningsschema _____	151
8	Rengöring _____	151
9	Förvaring _____	152
10	Felsökning _____	152
11	Tekniska data _____	153
12	Avfallshantering _____	153
12.1	Kassera förpackningen _____	153
12.2	Kassera produkten _____	153
13	Garantiinformation _____	154
14	Kundtjänst _____	154

I Leveransomfång/apparatens delar

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1 Funktionsknapp | 4 LED-lampor |
| 2 Kontrollampa | 5 USB-laddkabel |
| 3 Laddningsanslutning | 6 Tejp |

2 Allmänt

2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Den här bruksanvisningen medföljer LumiGlow (nedan kallad "produkten") och innehåller viktig information om installation och hantering. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt

säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna bruksanvisning kan medföra personskador eller skador på produkten. Bruksanvisningen grundar sig på de normer och regler som gäller i Europeiska unionen. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan person är det viktigt att du bifogar denna bruksanvisning.

2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här bruksanvisningen, på produkten eller på förpackningen.

VARNING!

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

OBS!

Detta signalord varnar för möjliga saksador.



Denna signalsymbol står för nyttig extrainformation om hur man hanterar och använder produkten.



Bekanta dig med bruksanvisningen.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga föreskrifter i Storbritannien.



Apparater märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).



Denna symbol karakteriserar märkspänningen och märkströmmen för likström.

3 Säkerhet

SV 3.1 Avsedd användning

Produkten har utvecklats speciellt för att minska fläckar och få huden att se yngre ut. Den är uteslutande avsedd för privat bruk och inte lämplig för kommersiella syften.

Använd endast produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till saskador eller personskador. Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personskador som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.

3.2 Säkerhetsanvisningar

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Använd produkten endast med den medföljande USB-laddkabeln.
- Produkten får drivas endast med en säkerhets-klemspänning i enlighet med märkningen på produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om USB-laddkabeln är defekt.
- Öppna inte kåpan, utan överlåt repara-

tionen till utbildade reparatörer. Kontakta kundtjänst för sådana ärenden. Vid självständigt genomförda reparationer, felaktig anslutning eller felaktigt handhavande upphör garantin att gälla.

- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskkällor.
- Doppa inte produkten eller USB-laddkabeln i vatten eller andra vätskor. Håll den borta från vatten.
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, när du rengör den eller när ett fel föreligger. Dra alltid ut USB-laddkabeln när du inte laddar produkten.
- Ta aldrig i USB-laddkabeln med våta eller fuktiga händer.
- Stick inte in några föremål i kåpan.
- Håll produktens samtliga delar på avstånd från öppen eld och heta ytor.
- Placera USB-laddkabeln så att den inte utgör någon snubbelrisk.
- Dra inte ut USB-laddkabeln ur USB-strömkällan med hjälp av kabeln, utan håll alltid i kabelns kontakt.
- Vik inte USB-laddkabeln och lägg den inte

över vassa kanter.

- Använd endast produkten i utrymmen inomhus.
- Använd inte produkten när den laddas.

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Den här produkten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under tillsyn eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten.
- Håll barn borta från produkten och USB-laddkabeln.
- Produkten får inte användas av gravida, barn, personer med epilepsi, sköldkörtelpatienter, personer som tar sköldkörtelläkemedel, personer med fotoallergi eller av personer som tar läkemedel för att behandla ljusallergi.
- Produkten får inte användas vid hudsjukdomar, varbildning, olycksbetingade eller postoperativa sår.
- Kontakta din läkare om du inte är säker på om du kan använda produkten.

- Om du känner dig dålig eller drabbas av onormala reaktioner (t.ex. klåda eller obehagliga inflammationer) eller om huden blir varm på ett obehagligt sätt ska du genast sluta använda produkten.
- Vid felaktig användning kan det läcka ut vätska från batteriet – undvik kontakt med den. Vätskan som läcker från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
- Om batterivätska kommer i kontakt med hud, ögon eller slemhinnor, tvätta och skölj omedelbart de drabbade områdena med rent vatten. Kontakta läkare vid behov.
- Batterier får inte tas isär, kortslutas eller kastas i eld.
- Försök inte att ta ut batteriet ur produkten. Denna produkt innehåller batterier som inte kan bytas ut.
- Titta inte direkt in i ljuskällan på produkten.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Håll produkten borta från öppen eld, heta ytor, höga temperaturer eller väderpåverkan (till exempel regn).
- Placera inte några tunga föremål på produkten.
- Sluta använda produkten om plastdelarna är spruckna, brutna eller deformerade. Ersätt skadade delar enbart med motsvarande originaldelar.

4 Kontrollera produkten och leveransomfånget

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan produkten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.
1. Ta ut produkten ur förpackningen.
 2. Förvissa dig om att leveransen är fullständig (se **bild A**).
 3. Kontrollera att produkten och de enskilda delarna inte är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.


SV

5 Ladda

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd endast den medföljande USB-laddkabeln för laddning.
- Ladda produkten endast vid temperaturer mellan 0 och 40 °C.



- Ladda produkten fullständigt före den första användningen och när batteriet är svagt. Laddtiden är ca 2 timmar.
- När batterinivån är låg blinkar kontrollampan  rött och produkten avger 5 pip som varning. Du kan fortsätta behandlingen, men produkten måste laddas inför nästa användning.
- Produkten kan inte användas medan laddning pågår.
- Om produkten förvaras under en längre tid bör laddnivån kontrolleras och batteriet laddas regelbundet.

1. Sätt den mindre änden av USB-laddkabeln **5** i laddningsanslutning **3**.
2. För att ladda produkten sätter du i den större änden av USB-laddkabeln i USB-anslutningen (ingår ej i leveransomfattningen) (t.ex. USB-väggadapter, 5 V DC, 1 A).
3. Om du använder en väggadapter ska du ansluta den till ett eluttag.
Kontrolllampan **2** blinkar grönt under laddning. Laddningen är klar när kontrolllampan lyser med grönt sken kontinuerligt.
4. När laddningen är klar ska du koppla bort USB-väggadaptern från eluttaget och koppla bort USB-laddkabeln från laddningsanslutningen.

6 Användning

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd produkten i högst 5 minuter per gång och högst en gång om dagen. FI-läget bör inte användas mer än tre gånger per vecka.


6.1 Genomförande av behandling

1. Ladda produkten helt.
2. Rengör och torka ansiktet noga. Se till att det inte finns smink eller smuts kvar, eftersom det kan minska mängden ljus som tränger igenom huden.
3. Sätt fast tejen **6** på baksidan av produkten, klistra sedan fast tejen på ansiktet och börja behandlingen.
4. Tryck och håll in funktionsknappen **1** för att slå på produkten. När produkten slås på avger den ett pip och kontrolllampan **2** lyser vitt.
LED-lamporna **4** tänds. Driftläget "FI" är aktiverat som standard.
5. Om du vill kan du trycka på funktionsknappen igen för att växla mellan driftslägena.
Produkten avger ett pip när driftsläget ändras.
Mer information finns i kapitlet "Välja driftläge".

6. Produkten avger två pip och stängs av automatiskt efter 5 minuter.

Du kan även stänga av produkten när som helst genom att trycka på och hålla ned funktionsknappen.

6.2 Välja driftläge

- Tryck upprepade gånger på funktionsknappen  för att växla mellan driftlägena (F1, F2 och F3).
- Drifttimern (5 minuter) återställs alltid när du växlar till ett annat driftläge.
- Beskrivning av driftlägena:

	Läge	Lämpar sig bäst för
F1	Blått + rött (man ser en violett färg)	Främjar anti-aging och minskar fläckar och små ojämnheter så att huden ser mer vital och klar ut och får mer lyster.
F2	Rött + nära infrarött (man ser en röd färg)	För en yngre och fastare hud.
F3	Bärnsten + rött + nära infrarött (man ser en mörk orange färg)	För en lugnad, yngre och fastare hud samt en jämnare hudton.

SV

7 Användningsschema

Produkten är lämplig för daglig användning. Använd dock inte produkten mer än 5 minuter åt gången, och inte mer än en gång om dagen. F1-läget bör inte användas mer än tre gånger per vecka.

8 Rengöring

 **VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!**

- Koppla alltid bort produkten från strömkällan före rengöring.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Använd inga aggressiva rengöringsmedel (t.ex. ättika eller kalklösare), borstar med metall- eller nylonborst eller vassa eller metalliska rengöringsredskap såsom knivar, hårda skrapor eller liknande.
- Sänk inte ner produkten i vatten för rengöring. Produkten är inte vattentät.

1. Rengör produkten med en fuktig duk.
2. Torka noga av produkten med en mjuk och torr duk.

9 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra.

- Förvara produkten på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.
- Förvara produkten så att den är otillgänglig för barn.
- Förvara produkten i originalförpackningen för att skydda den på bästa möjliga sätt.

10 Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Se till att produkten har laddats på korrekt sätt.• Kontrollera att produkten inte är ansluten till en USB-strömkälla. Produkten fungerar inte vid laddning.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten laddas inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att USB-laddkabeln är ansluten mellan laddningsanslutningen och USB-strömkällan på ett säkert sätt. • Om du använder en USB-väggadapter för laddning ska du kontrollera att den är kompatibel med produkten (5 V DC, 1 A).

II Tekniska data

Modell:	FAC10
Märkspänning:	3,7 V
Batterikapacitet:	42 mAh litium
Antal LED-lampor:	9
Material:	ABS + silikon
Vikt:	19,5 g
Dimensioner (L × B × D):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Avfallshantering

12.1 Kasserera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

12.2 Kasserera produkten

(Gäller Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



Kasserade apparater får inte kastas i hushålls-soporna!

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På så sätt

säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

Batterier och batteripack får inte kastas i hushållsavfallet!



Som konsument är du skyldig enligt lag att lämna samtliga batterier och batteripack – oavsett om de innehåller farliga ämnen* eller inte – till kommunens/stadsdelens återvinningscentral eller till en återförsäljare för miljövänlig avfallshantering.

Ta med den fullständiga produkten (inklusive batteriet) till din återvinningscentral och se till att batteriet är urladdat!

*märkta med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

Obs: Om du vill ta bort batteriet, linda en handduk runt produkten och krossa höljet med en hammare. Se till att dina ögon och händer är skyddade för att undvika skador. Beakta att det inte går att sätta i batteriet igen.

13 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en 2-års garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

14 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: www.silkn.eu. Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från www.silkn.eu som pdf.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Právní sdělení

Společnost Invention Works B.V. si vyhrazuje právo na změny výrobků nebo specifikací, za cílem zvýšení výkonu, spolehlivosti nebo zpracovatelnosti. Informace poskytnuté společností Invention Works B.V. jsou v době publikování považovány za správné a spolehlivé. Společnost Invention Works B.V. však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich používání. Licence se neposkytuje se konkludentně, ani na základě patentu nebo patentového práva společnosti Invention Works B.V.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Invention Works B.V. nesmí být žádná část tohoto dokumentu žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována nebo přenášena, a to ani elektronickou nebo mechanickou cestou. Vyhrazuji si právo na změny bez předchozího oznámení.

Společnost Silk'n Beauty Ltd. disponuje patenty, zahájenými patentovými přihláškami, obchodními značkami, autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které jsou součástí tohoto dokumentu. Pokud nebude se společností Silk'n Beauty Ltd. sepsána pro tyto patenty, obchodní značky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví výslovná písemná dohoda, není poskytnutí tohoto dokumentu v žádném případě licencí. Změna technických údajů bez předchozího oznámení vyhrazena.

Silk'n a logo Silk'n jsou zapsané ochranné známky společnosti Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nizozemsko
www.silk'n.eu - info@silk'n.eu

Obsah

1	Rozsah dodávky/Části zařízení	157
2	Všeobecně	157
2.1	Přečtete si návod k použití a uschovejte ho	157
2.2	Vysvětlení symbolů	157
3	Bezpečnost	158
3.1	Použití v souladu s určením	158
3.2	Bezpečnostní upozornění	158
4	Kontrola výrobku a obsahu dodávky	162
5	Nabíjení	162
6	Obsluha	163
6.1	Provedení aplikace	163
6.2	Výběr ovládacích režimů	164
7	Plán aplikace	164
8	Čištění	164
9	Skladování	165
10	Odstraňování problémů	165
11	Technické údaje	166
12	Likvidace	166
12.1	Likvidace obalu	166
12.2	Likvidace výrobku	166
13	Záruční informace	167
14	Služba zákazníkům	167

I Rozsah dodávky/Části zařízení

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 Ovládací tlačítko | 4 LED světla |
| 2 Kontrolka | 5 Nabíjecí USB kabel |
| 3 Nabíjecí konektor | 6 Lepicí páska |

2 Všeobecně

2.1 Přečtěte si návod k použití a uschovejte ho



Tento návod k použití je přiložen k výrobku LumiGlow (dále jen „výrobek“) a obsahuje důležité informace týkající se seřízení a manipulace. Před použitím výrobku si návod k použití pečlivě přečtěte. Platí to zejména pro bezpečnostní

upozornění. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek zranění nebo poškození výrobku. Návod k použití je založený na normách a pravidlech platných v Evropské unii. Respektujte pokyny a zákony platné v zahraničí i pro jednotlivé země. Uschovejte tento návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, současně s ním předejte i tento návod k použití.

2.2 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na výrobku nebo na obalu se používají následující symboly a výstražná slova.

VÝSTRAHA!

Tato výstražná slova/výstražné symboly označují nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí poškození majetku.



Tento výstražný symbol poskytuje užitečné dodatečné informace k manipulaci a používání.



Návod k použití si přečtěte.



Prohlášení o shodě: S tímto symbolem označení jsou výrobky v souladu se všemi platnými předpisy Společenství v rámci Evropského hospodářského prostoru.



Prohlášení o shodě: Výrobky označené tímto symbolem jsou v souladu se všemi platnými předpisy Spojeného království.



Přístroje, které jsou označené tímto symbolem, jsou vhodné pouze pro domácí použití (v suchých vnitřních prostorech).



Tento symbol označuje jmenovité napětí a jmenovitý proud pro stejnosměrný proud.

3 Bezpečnost

3.1 Použití v souladu s určením

Tento výrobek byl speciálně vyvinut pro redukci skvrn a omlazení vzhledu pokožky. Je určen výlučně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo zraněním. Výrobce neručí za škody nebo zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

3.2 Bezpečnostní upozornění

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Používejte výrobek pouze s dodaným nabíjecím USB kabelem.
- Výrobek je dovoleno používat pouze s bezpečnostním nízkým napětím, jehož hodnota odpovídá hodnotě uvedené na výrobku.
- Výrobek neuvádějte do provozu, jestliže je poškozený nebo pokud je vadný nabíjecí USB kabel.

- Nikdy neotevírejte pouzdro, přenechejte opravu odborným pracovníkům. Za tímto účelem se obraťte na zákaznický servis. V případě svépomocí provedených oprav, neodborného nebo nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy pozbývají jakékoliv záruční nároky platnost.
- Při opravách se smí použít jen takové díly, které odpovídají původním údajům přístroje. V tomto výrobku se nachází elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- CS • Neponořujte výrobek ani nabíjecí USB kabel do vody nebo jiných kapalin. Uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od vody.
- Výrobek vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte, čistíte jej nebo dojde k poruše. Pokud výrobek nenabíjíte, vždy odpojte nabíjecí USB kabel.
- Nikdy se nedotýkejte nabíjecího USB kabelu mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevkládejte žádné předměty do pouzdra.
- Žádnou část výrobku neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Umístěte nabíjecí USB kabel tak, abyste o něj nezakopli.
- Nevytahujte nabíjecí USB kabel z napájecího USB zdroje za kabel, nýbrž vždy uchopte samotnou zástrčku kabelu.

- Neohýbejte nabíjecí USB kabel a nepokládejte jej přes ostré hrany.
- Výrobek používejte pouze v interiéru.
- Výrobek nepoužívejte během nabíjení.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smí tento výrobek používat pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného použití výrobku a jsou schopny porozumět rizikům, která jsou s ním spojena. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Čištění a běžnou údržbu nesmí provádět děti.
- Uchovávejte výrobek a nabíjecí USB kabel mimo dosah dětí.
- Výrobek nesmí používat těhotné ženy, děti, osoby trpící epilepsií, pacienti s onemocněním štítné žlázy, osoby užívající léky k léčbě onemocnění štítné žlázy, osoby náchylné k fotoalergii či osoby užívající léky k léčbě fotoalergie.
- Výrobek se nesmí používat při výskytu kožních onemocnění, hnisavých ran, traumatických a pooperačních ran.
- Pokud si nejste jisti, zda je pro vás použití výrobku vhodné, obraťte se na svého lékaře.

- Jestliže se vám při používání výrobku udělá nevolno, objeví-li se neobvyklé reakce (např. svědění nebo nepříjemný zánět) nebo pokud budete na pokožce cítit nepříjemné teplo, výrobek ihned přestaňte používat.
- Při nesprávném použití může z baterie vytéct kapalina – vyhněte se kontaktu s ní. Únik kapalin z baterií může způsobit podráždění nebo poleptání.
- Dojde-li ke kontaktu kůže, očí nebo sliznice s kapalinou z baterie, zasažené místo neprodleně omyjte a opláchněte čistou vodou. Případně vyhledejte lékaře.
- Baterie nerozebírejte, nezkratujte a ani nevhazujte do ohně.
- Nepokoušejte se vyjmout z výrobku baterie. Tento výrobek obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Nedívejte se přímo do oblasti světelného zdroje výrobku.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Výrobek neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů, nevystavujte ho vysokým teplotám ani povětrnostním vlivům (např. dešti).
- Na výrobek nepokládejte žádné těžké předměty.
- V případě prasknutí, zlomení nebo

deformací plastových dílů přestaňte výrobek používat. Poškozené díly nechejte vyměnit pouze za příslušné originální náhradní díly.

4 Kontrola výrobku a obsahu dodávky

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Pokud neopatrně otevřete obal pomocí ostrého nože nebo pomocí jiných ostrých předmětů, můžete výrobek snadno poškodit. Při otvírání buďte velmi opatrní.

1. Výrobek vyjměte z obalu.
2. Přesvědčte se, zda je dodávka kompletní (viz **obr. A**).
3. Zkontrolujte, zda výrobek nebo jeho jednotlivé části nejsou poškozené. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Za tímto účelem se obraťte na náš zákaznický servis.


CS

5 Nabíjení

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- K nabíjení používejte vždy pouze dodaný nabíjecí USB kabel.
- Výrobek nabíjejte pouze při okolní teplotě v rozsahu od 0 do 40 °C.



- Výrobek nechejte před prvním použitím a při nízkém výkonu akumulátoru úplně nabít. Doba trvání nabíjení je cca 2 hodiny.
- Pokud je úroveň nabití baterie nízká, kontrolka  bliká červeně a výrobek vydá 5 pípnutí jako varovný signál. Můžete pokračovat v ošetření, ale výrobek je nutné před dalším použitím znovu nabít.
- Během nabíjení není možné výrobek používat.
- Je-li výrobek delší dobu uskladněn, je třeba kontrolovat jeho stav nabití a pravidelně dobíjet baterii.

1. Zapojte menší konec nabíjecího USB kabelu **5** do nabíjecího konektoru **3**.
2. Pro nabíjení zapojte větší konec nabíjecího USB kabelu do USB zdířky vhodného napájecího USB zdroje (není součástí přístroje) (např. nástěnný USB adaptér, 5 V DC, 1 A).
3. Pokud se používá nástěnný adaptér, zasuňte jej prosím do síťové zásuvky.
Při nabíjení bliká kontrolka **2** zeleně. Když kontrolka svítí trvale zeleně, je nabíjení dokončeno.
4. Po dokončení nabíjení vytáhněte nástěnný USB adaptér ze síťové zásuvky a odpojte nabíjecí USB kabel z nabíjecího konektoru.

6 Obsluha

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!


- Používejte výrobek maximálně 5 minut na jednu aplikaci a maximálně jednou denně. Režim FI by se neměl používat více než 3× týdně.

6.1 Provedení aplikace

1. Výrobek plně nabijte.
2. Obličej důkladně očistěte a osušte. Dbejte na to, aby na těchto místech nezůstal žádný make-up nebo nečistoty, které mohou snižovat množství světla pronikajícího do pokožky.
3. Nalepte lepicí pásku **6** na zadní stranu výrobku, poté ji přilepte na obličej a začněte s aplikací.
4. Pro zapnutí výrobku přidržte ovládací tlačítko **1**.
Jakmile je výrobek zapnutý, ozve se pípnutí a kontrolka **2** svítí bíle.
Rozsvítí se LED světla **4**. Standardně je aktivovaný provozní režim FI.
5. Chcete-li zvolit jiný provozní režim, vyberte jej opětovným stisknutím ovládacího tlačítka.
Při změně provozního režimu vydá výrobek jedno pípnutí.
Další informace naleznete v kapitole „Výběr ovládacích režimů“.

6. Výrobek dvakrát pípne a po 5 minutách se automaticky vypne. Přidržením ovládacího tlačítka však můžete výrobek vypnout kdykoliv.

6.2 Výběr ovládacích režimů

- Provozní režimy (F1, F2 a F3) se přepínají opakovaným stisknutím ovládacího tlačítka .
- Při přepnutí na jiný provozní režim se odpočítávání času provozu (5 minut) vždy vynuluje.
- Popis ovládacích režimů:

	Režim	Nejvhodnější pro
F1	Modrá + červená (je vidět fialová barva)	Podporuje účinek anti-ageing, redukuje skvrny a drobné defekty, tím rozjasňuje pleť, která má vitálnější a čistší vzhled.
F2	Červená + blízka infračervená (je vidět červená barva)	Podporuje omlazení a vypnutí pokožky.
F3	Jantarová + červená + blízka infračervená (je vidět tmavě oranžová barva)	Podporuje zklidnění a vypnutí pokožky, která pak má mladistvější vzhled a rovnoměrnější tón.

CS

7 Plán aplikace

Výrobek je vhodný pro každodenní aplikaci. Přesto výrobek použijte maximálně 5 minut na jednu aplikaci a maximálně jednou denně. Režim F1 by se neměl používat více než 3× týdně.

8 Čištění

 **VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

- Předtím, než výrobek vyčistíte, ho vždy odpojte od zdroje napájení.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např. ocet nebo odstraňovač vodního kamene), kartáče s kovovými či nylonovými štětinami ani ostré nebo kovové čisticí nástroje, jako jsou nože, tvrdé špachtle atd.
- Výrobek při čištění neponořujte do vody. Výrobek není vodotěsný.

1. Výrobek čistěte vlhkým hadříkem.
2. Výrobek důkladně osušte suchým měkkým hadříkem.

9 Skladování

Před uskladněním zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché.

- Výrobek uschovávejte na čistém a suchém místě, které je chráněno před horkem a přímým slunečním světlem.
- Výrobek uložte tak, aby k němu neměly přístup děti.
- Výrobek uchovávejte v původním obalu, abyste ho co možná nejlépe chránili.

10 Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete odstranit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud se problém přesto nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek neopravujte sami.

Porucha	Možné příčiny a řešení
Výrobek nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je výrobek řádně nabitý.• Ujistěte se, že výrobek není připojen k USB napájecímu adaptéru. Výrobek během nabíjení nefunguje.
Výrobek není možné nabít.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je nabíjecí USB kabel řádně zapojen do nabíjecího konektoru a napájecího USB zdroje.• Pokud k nabíjení používáte nástěnný USB adaptér, dbejte na to, aby byl s výrobkem kompatibilní (5 V DC, 1 A).

11 Technické údaje

Model:	FAC10
Jmenovité napětí:	3,7 V
Kapacita baterie:	42 mAh lithiová
Počet LED světel:	9
Materiály:	ABS + silikon
Hmotnost:	19,5 g
Rozměry (d × š × h):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Likvidace

12.1 Likvidace obalu



Obal zlikvidujte podle jeho typu. Lepenku a karton odevzdejte do sběru papíru, folie do sběru druhotných surovin.

CS

12.2 Likvidace výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém recyklovatelného sběru)



Staré přístroje nesmí být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad!

Pokud již nelze výrobek používat, **zlikvidujte jej v souladu s nařízenými, která jsou platná ve vaší zemi či regionu.** To zajišťuje, že staré spotřebiče

budou řádně recyklovány a bude zabráněno negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektronické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a akumulátory – ať už obsahují nebezpečné látky* nebo ne – na sběrném místě ve vaší obci/městské části nebo u prodejce, aby mohly být zlikvidovány ekologicky.

Odnesete celý výrobek (včetně akumulátoru) na příslušné sběrné místo a ujistěte se, že je akumulátor vybitý!

*označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Upozornění: Chcete-li vyjmout akumulátor, omotejte kolem výrobku ručník a rozbijte pouzdro kladivem. Zajistěte, abyste měli oči a ruce chráněny a nedošlo přitom k poranění. Upozorňujeme, že vyjmutí dobíjecí baterie je nevratný proces.

13 Záruční informace

Na tento výrobek se vztahují evropská nařízení a zákony o 2 leté záruce. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické vady způsobené vadnými výrobními postupy. Pokud chcete uplatnit svůj nárok na záruku, je nutno získat pokyny od naší služby zákazníkům. Může vyřešit váš problém, aniž byste museli výrobek zaslat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naše služba zákazníkům vám vždy rád pomůže!

14 Služba zákazníkům

Další informace o výrobcích Silk'n naleznete na svých regionálních webových stránkách na: www.silkn.eu. Pokud je přístroj poškozený nebo defektní, potřebuje opravit, jestliže potřebujete naši pomoc, obraťte se na nejbližší servisní středisko Silk'n. Tuto příručku uživatele si ve formátu PDF můžete stáhnout i z www.silkn.eu.

Číslo servisního střediska: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Prawa autorskie 2026 © Silk'n Beauty Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silk'n Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silk'n Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia
www.silkn.eu – info@silkn.eu

PL

Spis treści

1	Zakres dostawy / części urządzenia	170
2	Informacje ogólne	170
2.1	Przeczytanie i przechowywanie instrukcji obsługi	170
2.2	Objaśnienie symboli	170
3	Bezpieczeństwo	171
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	171
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	171
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	175
5	Ładowanie	176
6	Obsługa	177
6.1	Przeprowadzanie sesji	177
6.2	Wybór trybów pracy	178
7	Harmonogram stosowania	178
8	Czyszczenie	179
9	Przechowywanie	179
10	Rozwiązywanie problemów	180
11	Dane techniczne	180
12	Utylizacja	181
12.1	Utylizacja opakowania	181
12.2	Utylizacja produktu	181
13	Informacje gwarancyjne	182
14	Obsługa klienta	182

I Zakres dostawy / części urządzenia

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1 Przycisk | 4 Diody LED |
| 2 Kontrolka | 5 Kabel USB do ładowania |
| 3 Gniazdo ładowania | 6 Pasek samoprzylepny |

2 Informacje ogólne

2.1 Przeczytanie i przechowywanie instrukcji obsługi



Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do urządzenia LumiGlow (dalej zwanego „produktem”) i zawiera ważne informacje dotyczące jego prawidłowego użytkowania oraz konfiguracji.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z całą treścią instrukcji. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które w przypadku jego zignorowania może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy wskazuje na dodatkowe, przydatne informacje dotyczące obsługi i użytkowania produktu.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym (w suchych pomieszczeniach).



Symbol ten oznacza napięcie i natężenie znamionowe dla prądu stałego.

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt został opracowany w celu redukcji przebarwień oraz poprawy i odmłodzenia wyglądu skóry. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być używane w celach komercyjnych.

Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym kablem USB do ładowania.

- Produkt może być zasilany wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem, zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na urządzeniu.
- Nie należy używać produktu, jeśli jest uszkodzony lub kabel USB do ładowania jest wadliwy.
- Nie otwierać obudowy, a naprawę zlecać specjalistom. W tym celu należy zwracać się do działu obsługi klienta. W przypadku naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieodpowiedniej obsługi wyklucza się roszczenia gwarancyjne.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodchowne do bezpiecznego użytkowania.
- Nie zanurzać produktu ani kabla USB do ładowania w wodzie lub w innych cieczach. Należy trzymać go z dala od wody.
- Zawsze należy wyłączać produkt, gdy nie jest używany, podczas czyszczenia oraz w przypadku wystąpienia usterki. Zawsze odłączać kabel USB do ładowania, gdy produkt nie jest ładowany.
- Nigdy nie dotykać kabla USB do ładowania wilgotnymi lub mokrymi rękami.

- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Trzymać produkt i wszystkie jego części z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.
- Nie wyciągać kabla USB do ładowania ze źródła zasilania USB, ciągnąc za przewód, zawsze chwycić za wtyczkę kabla.
- Nie zaginać kabla USB do ładowania i nie prowadzić go przez ostre krawędzie.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie używać produktu podczas ładowania.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Produkt nie może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że korzystają z niego pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie

- mogą być wykonywane przez dzieci.
- Dzieci należy trzymać z dala od produktu i kabla USB do ładowania.
 - Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, dzieci, osoby z epilepsją, osoby z chorobami tarczycy, osoby przyjmujące leki na tarczycę, osoby z fotoalergią lub osoby przyjmujące leki na alergię na światło.
 - Produkt nie może być stosowany w przypadku chorób skóry, ropiejących ran, ran wypadkowych i pooperacyjnych.
 - W razie wątpliwości co do możliwości stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem.
 - W przypadku odczuwania dyskomfortu, wystąpienia nietypowych reakcji (np. swędzenia lub nieprzyjemnego stanu zapalnego) lub nieprzyjemnego nagrzania skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.
 - W przypadku niewłaściwego użytkowania z baterii może wyciekać płyn – należy unikać kontaktu z nim. Płyn wyciekający z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
 - W przypadku kontaktu skóry, oczu lub błon śluzowych z płynem z baterii należy natychmiast przemyć i spłukać dotknięte

obszary czystą wodą. W razie potrzeby proszę skonsultować się z lekarzem.

- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia.
- Nie należy próbować wyjmować baterii z produktu. Produkt zawiera niewymienne baterie.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w strefę źródeł światła produktu.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni, wysokiej temperatury lub czynników atmosferycznych (np. deszczu).
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Nie używać produktu, jeśli elementy z tworzywa sztucznego są pęknięte, uszkodzone lub zdeformowane.
Uszkodzone części należy wymieniać tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym

nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.




1. Wyjąć produkt z opakowania.
2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

5 Ładowanie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonego kabla USB do ładowania.
- Produkt ładować w temperaturze od 0 do 40 °C.



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski. Czas ładowania wynosi ok. 2 godziny.
 - Kiedy poziom baterii jest niski, kontrolka  miga na czerwono, a produkt emituje pięciokrotny sygnał dźwiękowy jako ostrzeżenie. Zabieg można kontynuować, jednak przed kolejnym użyciem produkt należy naładować.
 - Produkt nie może być używany podczas ładowania.
 - Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania i regularnie ładować baterię.
1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB do ładowania  do gniazda ładowania  w urządzeniu.

2. Aby naładować urządzenie, podłączyć większą końcówkę kabla USB do ładowania do gniazda USB odpowiedniego źródła zasilania USB (nie wchodzi w skład zestawu) (np. adapter ścienny USB, 5 V DC, 1 A).
3. W przypadku używania adaptera ściennego należy podłączyć go do gniazdko elektrycznego.
Podczas ładowania kontrolka **2** miga na zielono. Po pełnym naładowaniu kontrolka świeci światłem ciągłym na zielono.
4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć adapter USB od gniazdko elektrycznego oraz kabel USB do ładowania od gniazda ładowania.

6 Obsługa

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Produkt należy stosować maksymalnie przez 5 minut na sesję i nie częściej niż raz dziennie. Tryb FI nie powinien być stosowany częściej niż 3 razy w tygodniu.

6.1 Przeprowadzanie sesji


1. Należy w pełni naładować baterię produktu.
2. Dokładnie oczyścić i osuszyć skórę twarzy. Należy upewnić się, że nie ma na niej makijażu ani zanieczyszczeń, ponieważ może to zmniejszyć ilość światła przenikającego przez skórę.
3. Przykleić pasek samoprzylepny **6** do tylnej części produktu, a następnie przykleić pasek samoprzylepny do twarzy i rozpocząć stosowanie.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **1**, aby włączyć produkt.
Po włączeniu urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a kontrolka **2** świeci się na biało.
Diody LED **4** zostają aktywowane. Tryb pracy „FI” jest aktywowany domyślnie.
5. W razie potrzeby nacisnąć przycisk, aby przełączać się między trybami pracy.
Zmiana trybu jest sygnalizowana pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Wybór trybów pracy”.

- Po 5 minutach pracy produkt emituje dwa sygnały dźwiękowe i wyłącza się automatycznie.

Urządzenie można wyłączyć w dowolnym momencie, naciskając i przytrzymując przycisk.

6.2 Wybór trybów pracy

- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , aby przełączać tryby pracy: F1, F2 i F3.
- Za każdym razem po zmianie trybu licznik czasu pracy (5 minut) zostaje zresetowany.
- Opis trybów pracy:

	Tryb	Najbardziej odpowiedni do
F1	Niebieski + czerwony (światło fioletowe)	Wspiera efekt anti-aging oraz redukcję przebarwień i drobnych niedoskonałości, nadając skórze bardziej witalny, czysty i promienny wygląd.
F2	Czerwony + bliska podczerwień (światło czerwone)	Dla młodzieży wyglądającej i bardziej napiętej skóry.
F3	Bursztynowy + czerwony + bliska podczerwień (światło ciemnopomarańczowe)	Dla ukojenia skóry, poprawy jej napięcia oraz wyrównania kolorytu.

PL

7 Harmonogram stosowania

Produkt nadaje się do codziennego stosowania. Produkt należy jednakże stosować maksymalnie przez 5 minut na sesję i nie częściej niż raz dziennie. Tryb F1 nie powinien być stosowany częściej niż 3 razy w tygodniu.

8 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących (np. octu lub środka do usuwania kamienia), szczotek ze szczecinią metalową lub nylonową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachelki itp.
- Nie zanurzać produktu w wodzie. Urządzenie nie jest wodoodporne.

1. Produkt czyścić wilgotną, miękką ściereczką.
2. Dokładnie osuszyć produkt miękką i suchą ściereczką.

9 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia najlepszej ochrony.

10 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany.• Upewnić się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania USB. Produkt nie działa podczas ładowania.
Produkt się nie ładuje.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnić się, że kabel USB do ładowania jest prawidłowo podłączony między gniazdem ładowania a źródłem zasilania USB.• Jeśli do ładowania używany jest adapter ścienny USB, należy upewnić się, że jest on zgodny z wymaganiami produktu (5 V DC, 1 A).

PL

11 Dane techniczne

Model:	FAC10
Napięcie znamionowe:	3,7 V
Pojemność akumulatora:	42 mAh, litowy
Liczba diod LED:	9
Materiały:	ABS + silikon
Waga:	19,5 g
Wymiary (dł. × szer. × głęb.):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Utylizacja

12.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Teksturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

12.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki surowców wtórnych)



Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!

Jeśli produkt nie może być już dłużej używane, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.** W ten

sposób zapewnia się profesjonalną utylizację zużytych urządzeń i chroni środowisko naturalne. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

*oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Wskazówka: Aby usunąć akumulator, należy owinąć produkt ręcznikiem i rozbić obudowę młotkiem. W celu uniknięcia obrażeń zapewnić zabezpieczenie oczu i dłoni. Należy pamiętać, że usunięcie akumulatora jest nieodwracalne.

I3 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

I4 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Teisinė informacija

Invention Works B.V. pasilieka teisę atlikti savo gaminių ar specifikacijų pakeitimus, kuriais gerinama gaminių kokybė, didinamas naudojimo saugumas ar tobulinama gamyba. Invention Works B.V. parengta informacija paskelbiant yra teisinga ir patikima. Tačiau Invention Works B.V. neatsako už šios informacijos naudojimą. Invention Works B.V. licencija nesuteikiama nei netiesiogiai, nei pagal patentą ar patento teisę.

Be aiškaus raštiško Invention Works B.V. sutikimo draudžiama bet kokiais tiksliais ir bet kokia forma ar elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis kopijuoti ar perduoti šį dokumentą. Pasilikame teisę keisti duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n Beauty Ltd. turi patentų, susijusių patentų paraiškų, prekių ženklų, autoriaus teisių ir kitos intelektualinės nuosavybės, kurie yra šio dokumento objektas. Jei nėra atskiro raštiško susitarimo su Silk'n Beauty Ltd., šiuo dokumentu jums nesuteikiama licencija naudoti šiuos patentus, prekių ženklus, autoriaus teises ir kitas intelektualines nuosavybės teises. Pasilikame teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n pavadinimas ir Silk'n logotipas yra registruoti Silk'n Beauty Ltd. prekių ženklai.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nyderlandai

www.silk'n.eu – info@silk'n.eu

Turinys

1	Tiekiamas kompletas / įrenginio dalys	185
2	Bendroji informacija	185
2.1	Vartotojo vadovo skaitymas ir saugojimas	185
2.2	Simbolių paaiškinimas	185
3	Sauga	186
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	186
3.2	Saugos nurodymai	186
4	Gaminio ir komplekto tikrinimas	189
5	Įkrovimas	190
6	Valdymas	191
6.1	Procedūra	191
6.2	Naudojimo režimų pasirinkimas	191
7	Naudojimo planas	192
8	Valymas	192
9	Laikymas	193
10	Trikčių paieška	193
11	Techniniai duomenys	194
12	Šalinimas	194
12.1	Pakuotės šalinimas	194
12.2	Produkto šalinimas	194
13	Garantijos informacija	195
14	Klientų aptarnavimo skyrius	195

I Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Valdymo mygtukas | 4 Šviesos diodų lemputės |
| 2 Kontrolinė lemputė | 5 USB įkrovimo laidas |
| 3 Įkrovimo lizdas | 6 Lipni juostelė |

2 Bendroji informacija

2.1 Vartotojo vadovo skaitymas ir saugojimas



Šis vartotojo vadovas pridamas prie „LumiGlow“ (toliau – gaminys) ir jame pateikiama svarbi informacija apie gaminio paruošimą ir naudojimą. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Ypač atidžiai perskaitykite saugos

nurodyms. Nesilaikant vartotojo vadovo galima patirti sužalojimų arba gali būti pažeistas gaminys. Vartotojo vadovas parengtas remiantis Europos Sąjungoje galiojančiais standartais ir taisyklėmis. Užsienyje laikykitės naudojimo šalyje galiojančių direktyvų ir teisės aktų. Saugokite vartotojo vadovą galimam vėlesniam naudojimui. Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, būtina kartu perduokite ir vartotojo vadovą.

2.2 Simbolių paaiškinimas

Šiame vartotojo vadove, ant gaminio ar pakuotės pateikiami toliau aprašyti simboliai ir signaliniai žodžiai.

ĮSPĖJIMAS!

Šiuo signaliniu žodžiu / simboliu žymimas vidutinio rizikingumo pavojus, kurio neišvengus, galima patirti mirtį ar sunkų sužalojimą.

NURODYMAS!

Šis signalinis žodis įspėja apie galimą materialinę žalą.



Šiuo signaliniu simboliu pateikiama naudinga papildoma informacija apie tvarkymą ir naudojimą.



Perskaitykite vartotojo vadovą.



Atitikties deklaracija: Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Europos ekonominės erdvės reikalavimus.



Atitikties deklaracija: Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Jungtinės Karalystės reikalavimus.



Šiuo simboliu pažymėti įrenginiai pritaikyti naudoti tik butyje (sausose patalpose).



Šiuo simboliu žymima nuolatinės elektros srovės vardinė įtampa ir vardinė srovė.

3 Sauga

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys specialiai sukurtas siekiant sumažinti pigmentines dėmes ir suteikti odai jaunesnę išvaizdą. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui ir neskirtas komerciniam naudojimui.

Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali sukelti žalos turtui ar žmonėms. Gamintojas neatsako už žalą ir sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.

3.2 Saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Gaminį naudokite tik su kartu pateiktu USB įkrovimo laidu.
- Gaminį galima naudoti tik esant saugiai itin žemai įtampai, vadovaujantis ženklais ant pačio gaminio.
- Nepradėkite naudoti gaminio, jei jis pažeistas arba pažeistas USB įkrovimo laidas.
- Nebandykite atidaryti gaminio korpuso, o

remonto darbus patikėkite specialistams. Tuo tikslu kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Dėl savavališkai atlikto remonto, netinkamo prijungimo ar netinkamo naudojimo prarandama teisė reikalauti atsakomybės ir garantijos.

- Remontui gali būti naudojamos tik pradinis įrenginio duomenis atitinkančios dalys. Šiame gaminyje yra elektrinių ir mechaninių dalių, būtinų apsaugai nuo pavojaus šaltinių.
- Nenardinkite gaminio ar USB įkrovimo laido į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite juos nuo vandens.
- Visada išjunkite gaminį, jei jo nenaudojate ar valote arba įvykus triukšiai. Kai gaminio nekraunate, būtinai atjunkite USB įkrovimo laidą.
- Jokiu būdu neimkite USB įkrovimo laido šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Nekiškite į gaminį jokių daiktų.
- Saugokite visas gaminio dalis nuo atviros liepsnos ir karštų paviršių.
- USB įkrovimo laidą nutieskite taip, kad nekiltų pavojus už jo užkliūti.
- USB įkrovimo laido netraukite iš USB maitinimo šaltinio už paties laido, bet visada imkite už kištuko.
- USB įkrovimo laido nesulenkite ir nedėkite virš aštrių briaunų.
- Gaminį naudokite tik patalpose.

- Nenaudokite gaminio, kol jis įkraunamas.

⚠ ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Šio gaminio negalima naudoti asmenims, turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenims, neturintiems patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba instrukuoti apie saugų gaminio naudojimą, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Gaminys neskirtas žaisti vaikams. Vaikams draudžiama valyti gaminį ir atlikti naudotojo techninės priežiūros darbus.
- Neprileiskite vaikų prie gaminio ir USB įkrovimo laido.
- Gaminį draudžiama naudoti nėščiosioms, vaikams, žmonėms, sergantiems epilepsija, skydliaukės ligomis, fotodermatitu arba vartojantiems skydliaukei ar fotodermatitui gydyti skirtus vaistus.
- Gaminio negalima naudoti, jei naudotojas turi odos ligų arba avarijose patirtų, pooperacinių ar pūliuojančių žaizdų.
- Jei nesate tikri, ar galite naudoti gaminį, kreipkitės į savo gydytoją.
- Jei patiriate neįprastų reakcijų (pvz., niežėjimą arba nemalonų uždegimą) arba oda nemaloniai įkaista, nedelsdami nustokite naudoti gaminį.
- Netinkamai naudojant gaminį, gali ištekėti akumuliatoriaus skystis – venkite sąlyčio su

juo. Iš akumulatoriaus ištekėjęs skystis gali dirginti ir ėsdinti.

- Akumulatoriaus skysčiui patekus ant odos, į akis ar ant gleivinės, nedelsdami nuplaukite sąlyčio vietas švarius vandeniu. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
- Jokiu būdu akumuliatorių neardykite, nejunkite trumpuoju jungimu ir nemeskite į ugnį.
- Nebandykite iš gaminio išimti akumulatoriaus. Šiame gaminyje esantis akumulatorius nekeičiamas.
- Nežiūrėkite tiesiai į gaminio skleidžiamos šviesos šaltinio sritį.

LT

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Saugokite gaminį nuo atviros ugnies, karštų paviršių, aukštos temperatūros ar oro reiškinijų (pvz., lietaus) poveikio.
- Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
- Nebenaudokite gaminio, jei įtrūko, sulūžo ar deformavosi jo plastikinės dalys. Pažeistas dalis keiskite tik analogiškomis originaliomis atsarginėmis dalimis.

4 Gaminio ir komplekto tikrinimas

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Neatsargiai atidarydami pakuotę aštriu peiliu ar kitu smailiu daiktu, galite pažeisti gaminį.

Atidarydami pakuotę būkite atsargūs.

1. Išimkite gaminį iš pakuotės.
2. Įsitinkite, ar patiektame komplekte nieko netrūksta (žr. **A pav.**).
3. Patikrinkite, ar gaminys bei atsarginės dalys nepažeisti. Jei yra pažeidimų, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

5 Įkrovimas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Gaminį įkrauti naudokite tik kartu pateiktą USB įkrovimo laidą.
- Gaminį įkraukite tik 0–40 °C temperatūros aplinkoje.





- Prieš pirmąjį naudojimą bei esant mažai akumulatoriaus galiai, gaminį įkraukite iki galo. Įkrovimas trunka apie 2 val.
 - Kai akumulatoriaus įkrovos lygis yra žemas, kontrolinė lemputė **2** mirksi raudonai, o gaminys 5 kartus skleidžia įspėjamąjį signalą. Jūs galite tęsti procedūrą, tačiau prieš kitą naudojimą gaminį reikia įkrauti.
 - Kol gaminys įkraunamas, jo naudoti negalima.
 - Jei gaminį ilgesnį laiką laikote nenaudojamą, reguliariai patikrinkite akumulatoriaus įkrovos būseną ir įkraukite jį.
1. Mažesnę USB įkrovimo laidą **5** galą įkiškite į įkrovimo lizdą **3**.
 2. Didesnę USB įkrovimo laidą galą įkiškite į tinkamo USB maitinimo šaltinio (nepridėto) USB lizdą (pvz., USB sieninį adapterį, 5 V DC, 1 A).
 3. Jei naudojate sieninį adapterį, įstatykite jį į tinklo kištukinį lizdą. Įkrovimo metu kontrolinė lemputė **2** mirksi žaliai. Įkrovimo procesas yra baigtas, kai kontrolinė lemputė nepertraukiamai šviečia žaliai.
 4. Jei įkrovimas užbaigtas, ištraukite USB sieninį adapterį iš tinklo kištukinio lizdo ir atjunkite USB įkrovimo laidą nuo įkrovimo lizdo.


6 Valdymas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Naudokite gaminį ne ilgiau kaip 5 minutes per seansą ir daugiausia vieną kartą per dieną. Režimas „F1“ neturėtų būti naudojamas dažniau kaip 3 kartus per savaitę.

6.1 Procedūra

1. Prašome pilnai įkrauti gaminį.
2. Kruopščiai nuplaukite ir nusauskite veidą. Patikrinkite, ar ant jo neliko makiažo ar nešvarumų, nes dėl jų gali sumažėti į odą prasiskverbianti šviesos kiekis.
3. Pritvirtinkite lipnią juostelę  prie gaminio galinės dalies, tada priklijuokite lipnią juostelę prie veido ir pradėkite naudoti.
4. Palaikykite nuspaudę valdymo mygtuką , kad įjungtumėte gaminį.

Įjungus gaminį pasigirsta garsinis signalas, o kontrolinė lemputė  šviečia baltai.

Įsijungia šviesos diodų lemputės . Standartiškai būna suaktyvintas naudojimo režimas „F1“.

5. Jei reikia, dar kartą paspauskite valdymo mygtuką, kad pasirinktumėte naudojimo režimą.


Naudojimo režimui pasikeitus, gaminys vieną kartą pypteli.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudojimo režimų pasirinkimas“.

6. Gaminys du kartus pyptelės ir po 5 minučių automatiškai išsijungs.

Bet jei norite bet kuriuo metu išjungti gaminį, galite palaikyti nuspaudę valdymo mygtuką.

6.2 Naudojimo režimų pasirinkimas

- Pakartotinai paspauskite valdymo mygtuką , kad galėtumėte pasirinkti naudojimo režimus („F1“, „F2“ ir „F3“).
- Kiekvieną kartą jums perjungiant kitą naudojimo režimą, naudojimo laikmatis (5 minučių) gražinamas į pradinę padėtį.

- Naudojimo režimų aprašas:

	Režimas	Paskirtis
F1	Mėlynieji + raudonieji (galima matyti violetinę spalvą)	mažina odos senėjimą, pigmentines dėmes ir nedidelius odos nelygumus, todėl oda atrodo skaistesnė, švaresnė ir labiau švytinti.
F2	Raudonieji + artimieji infraraudonieji spinduliai (galima matyti raudoną spalvą)	jaunesnė ir stangresnė oda.
F3	Gintariniai geltoni + raudoni + artimieji infraraudonieji spinduliai (galima matyti tamsiai oranžinę spalvą)	ramina, jaunina ir stangrina odą, suteikia jai jaunatvišką išvaizdą ir tolygesnį atspalvį.

7 Naudojimo planas

Gaminys skirtas naudoti kasdien. Vis dėlto naudokite gaminį ne ilgiau kaip 5 minutes per seansą ir daugiausia vieną kartą per dieną. Režimas „F1“ neturėtų būti naudojamas dažniau kaip 3 kartus per savaitę.

8 Valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Prieš valydami gaminį, būtinai atjunkite jį nuo elektros srovės šaltinio.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių (pvz. acto arba kalkių nuosėdų valiklio), šepėčių su metaliniais ar nailoniniais šereliais arba aštrių ar metalinių valymo įrankių, pavyzdžiui, peilių, kietų mentelių ir pan.
- Norėdami išvalyti gaminį, nemerkite jo į vandenį. Gaminys nėra atsparus vandeniui.

1. Gaminį valykite drėgna šluoste.
2. Kruopščiai nusausinkite gaminį minkšta ir sausa šluoste.

9 Laikymas

Prieš padėdami gaminį laikyti, įsitinkite, kad visos dalys yra sausas.

- Gaminį laikykite švarioje, sausoje ir nuo karščio bei tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kad gaminys būtų maksimaliai apsaugotas, laikykite jį originalioje pakuotėje.

10 Trikčių paieška

Tam tikros problemos gali būti sukeltos nedidelių trikčių, kurias galite pašalinti patys. Tuo tikslu laikykitės tolesnėje lentelėje pateiktų nurodymų. Jei problemos pašalinti nepavyko, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Nebandykite remontuoti gaminio patys.

Trikštis	Galima priežastis ir sprendimas
Gaminys neveikia.	<ul style="list-style-type: none">• Įsitinkite, ar gaminys tinkamai įkrautas.• Įsitinkite, kad gaminys neprijungtas prie USB maitinimo šaltinio. Kol yra įkraunamas, gaminys neveikia.
Gaminio nepavyksta įkrauti.	<ul style="list-style-type: none">• Įsitinkite, kad USB įkrovimo laidas tinkamai prijungtas prie USB įkrovimo lizdo ir USB elektros srovės šaltinio.• Jei gaminį įkrauti naudojate USB sieninį adapterį, patikrinkite, ar jis suderinamas su gaminiumi (5 V DC, 1 A).

11 Techniniai duomenys

Modelis:	FAC10
Vardinė įtampa:	3,7 V
Akumuliatoriaus talpa:	42 mAh, ličio
Šviesos diodų lempučių skaičius:	9
Medžiagos:	ABS + silikonas
Svoris:	19,5 g
Matmenys (I × P × G):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Šalinimas

12.1 Pakuotės šalinimas



Šalinkite pakuotę pagal rūšį. Popierių ir kartoną pridukite su popieriaus atliekomis, o plėveles – su perdirbamomis atliekomis.

12.2 Produkto šalinimas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose veikia atskiros perdirbti tinkamų medžiagų surinkimo sistemos)



Senų prietaisų negalima šalinti kartu su buitėmis atliekomis!

Jei gaminytis nebegali būti naudojamas, **šalinkite jį laikydamiesi šalies ar regiono atliekų tvarkymo taisyklių**. Šitaip užtikrinsite, kad naudotos įrangos atliekos bus sutvarkytos tinkamai ir negalės pakenkti aplinkai. Todėl elektros įranga pažymėta šiuo

simboliu.

Draudžiama išmesti baterijas ir akumulatorius su buities atliekomis!



Teisės aktai jus, kaip galutinį naudotoją, įpareigoja visas baterijas ir akumulatorius priduoti savivaldybės / seniūnijos atliekų surinkimo punkte ar pardavėjui, kad jų atliekos būtų sutvarkytos tinkamai, nepriklausomai nuo to, ar juose yra pavojingų medžiagų* ar ne.

Įsitikinkite, kad akumulatorius yra išsikrovęs ir pridukite visą gaminį (su akumulatoriumi) į surinkimo punktą!

*Žymėjimas: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas

Pastaba. Jei norite išimti akumuliatorių, gaminį apvyniokite rankšluosčiu ir plaktuku sulaužykite korpusą. Apsaugokite akis ir rankas, kad nesusižalotumėte. Atminkite, kad išėmus akumuliatorių atgal jo įdėti nebus galima.

13 Garantijos informacija

Šiam gaminiui pagal Europos taisykles ir teisės aktus suteikiama 2 metų garantija. Šiam gaminiui suteikiama garantija taikoma tik defektams, atsiradusiems dėl gamybos klaidų. Jei norite pareikšti pretenzijas dėl garantijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Gali būti, kad jam pavyks išspręsti problemas ir nereikės siųsti gaminio į parduotuvę ar mūsų techninės priežiūros centrą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti!

14 Klientų aptarnavimo skyrius

Daugiau informacijos apie Silk'n gaminius rasite savo regiono interneto svetainėje: www.silkn.eu. Jei įrenginys yra pažeistas, turi trūkumų, reikia remonto arba mūsų pagalbos, kreipkitės į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Šį naudotojo vadovą galite atsisiųsti kaip PDF failą iš www.silkn.eu.

Priežiūros Nr.: +31 (0) 180-330550

El. paštas: info@silkn.eu

Jogi nyilatkozat

A Invention Works B.V. fenntartja magának a jogot, hogy teljesítménynövelési, üzembiztonsági vagy gyárthatósági szempontokból a termékein vagy a specifikáción változtatásokat végezhesen. A Invention Works B.V. által rendelkezésre bocsátott információk a közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatónak tekinthetők. Felhasználásukat illetően a Invention Works B.V. mindazonáltal semmiféle felelősséget nem vállal. Sem hallgatólagosan, sem a Invention Works B.V. szabadalma, sem szabadalmi joga nem nyújt engedélyt.

A dokumentum egyetlen része sem, semmilyen formában, sem elektronikus, sem mechanikus eszközzel semmilyen célra nem sokszorosítható és nem továbbítható a Invention Works B.V. határozott írásos engedélye nélkül. Az adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silkn Beauty Ltd. rendelkezik olyan szabadalmakkal, valamint függőben levő szabadalmi bejelentésekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb jogokkal, amelyek a dokumentum tárgyát képezik. A dokumentum rendelkezésre bocsátásával semmiképpen nem kap semmilyen engedélyt ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra, hacsak azt a Silkn Beauty Ltd. céggel kötött írásos megállapodás nem szabályozza. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silk'n és a Silk'n logó a Silkn Beauty Ltd. bejegyzett védjegye.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollandia

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Tartalomjegyzék

1	A csomag tartalma/a készülék részei	198
2	Általános tudnivalók	198
2.1	A használati útmutató elolvasása és megőrzése	198
2.2	Jelölések magyarázata	198
3	Biztonság	199
3.1	Rendeltetésszerű használat	199
3.2	Biztonsági utasítások	199
4	A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	203
5	Töltés	203
6	Kezelés	204
6.1	A kezelés végrehajtása	204
6.2	Működési módok kiválasztása	205
7	Alkalmazási terv	206
8	Tisztítás	206
9	Tárolás	206
HU 10	Hibakeresés	207
11	Műszaki adatok	207
12	Ártalmatlanítás	207
12.1	A csomagolás ártalmatlanítása	207
12.2	A termék ártalmatlanítása	208
13	Jótállási információk	208
14	Ügyfélszolgálat	209

I A csomag tartalma/a készülék részei

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1 Kezelőgomb | 4 LED-lámpák |
| 2 Jelzőfény | 5 USB töltőkábel |
| 3 Töltőcsatlakozó | 6 Ragasztócsík |

2 Általános tudnivalók

2.1 A használati útmutató elolvasása és megőrzése



Ez a használati útmutató a LumiGlow készülékhez (a továbbiakban: „termék”) tartozik, és a beüzemeléssel és a kezeléssel kapcsolatos fontos információkat tartalmaz.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa

el a használati utasítást. Ez különösen vonatkozik a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati utasítás az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati utasítást is.

2.2 Jelölések magyarázata

A használati utasításban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESETÉS!

Ez a figyelmeztetés a lehetséges anyagi károokra vonatkozik.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.



Olvassa el a használati utasítást.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi jogszabályát.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Egyesült Királyság összes alkalmazandó előírásának.



Az ilyen jellel jelölt készülékek csak háztartási használatra (száraz beltér) alkalmasak.



Ez a jel jelöli az egyenáram névleges feszültségét és névleges áramerősségét.

3 Biztonság

3.1 Rendeltetészerű használat

A terméket kifejezetten a bőrhibák csökkentésére és a bőr fiatalosabb megjelenésének elősegítésére fejlesztették ki. Kizárólag személyes használatra készült, ipari használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vezethet. A gyártó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

3.2 Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- A terméket csak a mellékelt USB-töltőkábellel használja.
- A termék a rajta található jelölésnek megfelelően kizárólag érintésvédelmi törpefeszültséggel működtethető.
- Ne helyezze üzembe a terméket, ha sérülést lát rajta vagy az USB-töltőkábel meghibásodott.

- Ne nyissa fel a készülék házát, bízva szakemberre a javítást. Ezzel forduljon az ügyfélszolgálathoz. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Nem merítse a terméket vagy az USB-töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba. Tartsa ezeket víztől távol.
- A terméket kapcsolja ki, ha nem használja, ha tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel. Mindig válassza le az USB-töltőkábelt, amikor nem tölti a terméket.
- Soha ne érjen az USB-töltőkábelhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ne dugjon tárgyakat a készülék házába.
- A terméket és tartozékait tartsa távol a nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy vezesse az USB-töltőkábelt, hogy senki ne essen el benne.
- Az USB-töltőkábelt ne a kábelnél, hanem mindig a kábel dugójánál fogva húzza ki az USB-áramforrásból.

- Ne törje meg az USB-töltőkábelt, és ne helyezze éles szegélyekre.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja.
- Ne használja a terméket töltés közben.

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A terméket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha felügyelik őket, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozóan utasítást kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermek nem játszhat a termékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást nem hajthatják végre gyermekek.
- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől és az USB-töltőkábeltől.
- A terméket nem használhatják várandós nők, gyermekek, epilepsziában szenvedők, pajzsmirigybetegség, pajzsmirigy-gyógyszert szedő személyek, fotoallergiában szenvedő, illetve fotoallergiás kezelésére szolgáló gyógyszert szedő személyek.
- A termék nem használható bőrbetegségek, gennyesedés, baleset következtében fellépő és műtét utáni sebek esetén.

- Forduljon orvosához, ha nem lenne biztos benne, hogy használhatja-e a terméket.
- Ha rosszul érezné magát, bármilyen rendellenes reakciót tapasztalna (pl. viszketés vagy kellemetlen gyulladások), illetve bőre kellemetlenül felmelegedne, akkor azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Helytelen használat esetén folyadék szivároghat az akkumulátorból – kerülje az érintkezést vele. Az akkumulátorokból kilépő folyadék irritációt vagy marási sérüléseket okozhat.
- A bőr, szem vagy nyálkahártya akkumulátorfolyadékkal történő érintkezése esetén haladéktalanul mossa le és öblítse le tiszta vízzel az érintett területeket. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorokat tilos szétszerelni, rövidre zárni vagy tűzbe dobni.
- Ne próbálja meg kiszedni az akkumulátort a termékből. Ez a termék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyek nem cserélhetők.
- Ne nézzen közvetlenül a termék fényforrás területére.

ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Tartsa távol a terméket a nyílt lángtól, forró

felületektől, magas hőmérséklettől vagy időjárási hatásoktól (pl. eső).

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
- Ne használja a terméket, ha a műanyag részek megrepedtek, eltörtek vagy deformálódtak. A sérült elemeket kizárólag eredeti cserealkatrészekkel pótolja.

4 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

HU

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Győződjön meg a csomag hiánytalanságáról (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

5 Töltés

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A töltéshez csak a mellékelt USB-töltőkábelt használja.
- A terméket csak 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.



- Az első használat előtt és alacsony akkumulátor-töltöttség esetén töltsse fel teljesen a terméket. A töltési idő kb. 2 óra.
 - Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a jelzőfény **2** pirosan villog, és a termék figyelmeztetésként 5 sípoló hangjelzést ad. Folytathatja a kezelést, de a következő használat előtt fel kell töltenie a terméket.
 - Töltés közben a termék nem használható.
 - A termék hosszabb ideig történő tárolása esetén ellenőrizni kell az akkumulátor töltöttségi szintjét és rendszeresen fel kell tölteni az akkumulátorokat.
1. Dugja az USB-töltőkábel **5** kisebb végét a töltőcsatlakozóba **3**.
 2. A töltés érdekében csatlakoztassa az USB-töltőkábel nagyobb végét egy megfelelő USB-áramforrás (nincs mellékelve) (pl. USB fali adapter, 5 V DC, 1 A) USB-csatlakozójához.
 3. Fali adapter használata esetén kérjük, dugja be a konnektorba. A töltési folyamat során a jelzőfény **2** zölden villog. A töltési folyamat akkor fejeződik be, amikor a jelzőfény folyamatosan zölden világít.
 4. Ha a töltési folyamat lezárult, húzza ki a fali USB-adaptert a konnektorból, és válassza le az USB-töltőkábelt a töltőcsatlakozóról.

6 Kezelés

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Kérjük, a terméket programonként legfeljebb 5 percig és naponta legfeljebb egyszer használja. Az FI üzemmódot hetente legfeljebb 3 alkalommal szabad használni.

6.1 A kezelés végrehajtása

1. Kérjük, töltsse fel teljesen a terméket.
2. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az arcát. Ügyeljen arra, hogy ne legyen rajta semmilyen smink vagy szennyeződés, mivel ez csökkentheti a bőrbe hatoló fény mennyiségét.
3. Helyezze a ragasztócsíkot **6** a termék hátuljára, majd ragassza a ragasztócsíkot az arcára, és kezdje meg a használatot.

4. A termék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelőgombot **1**.
Bekapcsoláskor a termék egy sípoló hangot ad, és a jelzőfény **2** fehéren világít.
A LED-lámpák **4** felkapcsolnak. Az „F1” működési mód alapértelmezés szerint aktivált állapotban van.
5. Ha kívánja, nyomja meg ismét a kezelőgombot az üzemmódok közötti váltáshoz.
Az üzemmód megváltoztatásakor a termék egy sípoló hangot ad.
További információkért lásd a „Működési módok kiválasztása” című fejezetet.
6. A termék két sípoló hangot ad, és 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
A termék bármikori kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelőgombot.

6.2 Működési módok kiválasztása

- Nyomja meg ismétlődően a kezelőgombot **1** az üzemmódok (F1, F2 és F3) közötti váltáshoz.
- A működési időzítő (5 perc) másik üzemmódra való átkapcsoláskor mindig visszaáll.
- Az üzemmódok leírása:

	Működési mód	Leginkább a következő műveletre alkalmas:
F1	Kék + Vörös (lila szín látható)	Elősegíti az öregedésgátlást, csökkenti a bőrhibákat és az apróbb tökéletlenségeket, így a bőr étellel telibbnek, tisztábbnak és ragyogóbbnak tűnik.
F2	Vörös + Közeli infravörös (vörös szín látható)	A fiatalabbnak tűnő és feszebb bőrért.
F3	Borostyán + Vörös + Közeli infravörös (sötét narancssárga szín látható)	A nyugodtabb, fiatalosabbnak és feszebbnek tűnő bőrért, valamint az egyenletesebb bőrtónusért.

7 Alkalmazási terv

A termék alkalmas naponkénti használatra. Ugyanakkor a terméket legfeljebb 5 percig használja programonként, és naponta legfeljebb egyszer. Az FI üzemmódot hetente legfeljebb 3 alkalommal szabad használni.

8 Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az áramforrásról.

ÉRTEŚÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ne használjon agresszív tisztítószeret (pl. Ecet vagy vízkőoldó), fém vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles vagy fém tisztítóeszközt, mint a kés, kemény spatula és más hasonló tárgyak.
- Tisztításhoz ne merítse a terméket vízbe. A termék nem vízálló.

1. Tisztítsa meg a terméket egy nedves törlőkendővel.
2. Alaposan törölje szárazra a terméket egy puha és nedves törlőkendővel.

9 Tárolás

A tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A terméket hőtől és közvetlen napfénytől védett tiszta és száraz helyen tárolja.
- A terméket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.
- A lehető legjobb védelem érdekében tartsa a terméket eredeti csomagolásában.

10 Hibakeresés

Lehet, hogy bizonyos problémák csak olyan kisebb mértékű zavart okoznak, amelyeket Ön is el tud hárítani. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat. Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne próbálkozzon saját maga a termék javításával.

Hiba	Lehetséges ok és elhárítás
A termék nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg róla, hogy a termék szabályszerűen fel van töltve.• Győződjön meg róla, hogy a termék nincs USB-áramforráshoz csatlakoztatva. A termék nem működik töltés közben.
A termék nem tölthető.	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg róla, hogy az USB-töltőkábel biztosan csatlakozik a töltőcsatlakozóra és az USB-áramforrásra.• Ha töltésre USB-fali adaptert használ, ügyeljen arra, hogy az kompatibilis legyen a termékkel (5 V DC, 1 A).

11 Műszaki adatok

HU

Modell:	FAC10
Névleges feszültség:	3,7 V
Akkumulátorkapacitás:	42 mAh lítium
LED lámpák száma:	9
Anyagok:	ABS + Szilikon
Tömeg:	19,5 g
Méreték (ho × szé × mé):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Ártalmatlanítás

12.1 A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolást anyagfajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa. A kartont és a papírt a papír, a fóliát a műanyag gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

12.2 A termék ártalmatlanítása

(Az Európai Unióra, illetve azokra az európai országokra érvényes, ahol szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik)



Az elhasznált készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva kell leselejtezni!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, **azt az országában érvényes rendelkezéseknek megfelelően selejtezze le.** Így biztosítható a



kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!



Végfelhasználóként Ön törvényileg kötelezett arra, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy azok tartalmaznak-e veszélyes anyagokat* vagy sem – településének/kerületének gyűjtőhelyén vagy egy kereskedőnél adjon le azok környezetbarát módon

törtető ártalmatlanítása érdekében.

Vigye a teljes terméket (az akkumulátorral együtt) a gyűjtőhelyére, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült!

*a következő jelzéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Megjegyzés: Amennyiben el akarja távolítani az akkumulátort, tekerjen egy törülközőt a termék köré, és kalapáccsal verje szét a készülékházat. Ügyeljen arra, hogy a szemét és a kezét védje, a sérülések elkerülése érdekében. Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor eltávolítása nem visszafordítható.

13 Jótállási információk

A termékhez az európai szabályozásoknak és törvények szerint 2 éves jótállás tartozik. A termék esetében a jótállás gyártási hiba által okozott műszaki hiányosságokra korlátozódik. Ha jótállási igényt szeretne érvényesíttetni, akkor előtte ne feledjen ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni. Előfordulhat, hogy meg tudják oldani a problémát anélkül, hogy a terméket az üzletbe vagy a szervizközpontba vissza kellene küldeni. Ügyfélszolgálatunk mindig készségesen segít!

14 Ügyfélszolgálat

További információk a Silk'n termékekről a regionális Silk'n weboldalon található: www.silkn.eu. Ha a készülék megrongálódik vagy meghibásodik, javításra szorul, vagy segítségünkre van szükség, forduljon a legközelebbi Silk'n szervizközpontunkhoz. Ez a használati útmutató a www.silkn.eu weboldalról PDF formátumban is letölthető.

Szerviz telefonszám: +31 (0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Copyright 2026 © Silkn Beauty Ltd. Toate drepturile rezervate.

Observații juridice

Invention Works B.V. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile produselor, în scopul îmbunătățirii puterii, siguranței de funcționare sau a procesului de producție. Informațiile comunicate de Invention Works B.V. în momentul publicării sunt corecte și de încredere. Invention Works B.V. este exonerat de orice răspundere în cazul utilizării acestor informații. Patentele Invention Works B.V. nu implică, nici implicit, acordarea unei licențe.

Reproducerea sau transferarea parțială sau totală a prezentului document sub orice formă sau prin modalități electronice sau mecanice, pentru orice scopuri este interzisă fără acordul scris al Invention Works B.V. Drepturile de modificare a datelor fără notificare prealabilă sunt rezervate.

Silkn Beauty Ltd. dispune de patente, de patente în curs de înregistrare, de mărci înregistrate, de drepturi de autor sau de alte drepturi și proprietăți intelectuale, menționate în prezentul document. Prezentul document nu conferă licențe pentru aceste patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi și drepturi de proprietate intelectuală, în limita în care acest aspect nu este convenit altfel în scris cu Silkn Beauty Ltd. Ne rezervăm dreptul la orice modificare a datelor tehnice, fără notificare prealabilă.

Silkn și logo-ul Silkn sunt mărci înregistrate ale Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Olanda

www.silkn.eu - info@silkn.eu

RO

Cuprins

1	Furnitură/componentele aparatului	212
2	Generalități	212
2.1	Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare	212
2.2	Explicații privind simbolurile	212
3	Siguranță	213
3.1	Utilizare conformă cu destinația	213
3.2	Indicații de siguranță	213
4	Verificarea produsului și a pachetului de livrare	217
5	Încărcarea	218
6	Operare	219
6.1	Efectuarea ședinței	219
6.2	Selectarea regimurilor de operare	219
7	Planul de aplicare	220
8	Curățare	220
9	Depozitare	221
10	Identificarea defecelor	221
11	Date tehnice	222
12	Reciclare	222
12.1	Reciclarea ambalajului	222
12.2	Reciclarea produsului	222
13	Informații privind garanția	223
14	Serviciul pentru clienți	223

I Furnitură/componentele aparatului

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1 Buton de operare | 4 Lumini LED |
| 2 Indicator luminos | 5 Cablu de încărcare USB |
| 3 Port de încărcare | 6 Bandă adezivă |

2 Generalități

2.1 Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare



Aceste instrucțiuni de utilizare sunt atașate la dispozitivul LumiGlow (denumit în continuare „produs”) și conțin informații importante cu privire la instalare și utilizare.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și complet instrucțiunile de utilizare. Acest fapt este necesar în special pentru indicațiile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate cauza accidentări sau deteriorări ale produsului. Instrucțiunile de utilizare se bazează pe normativele și reglementările valabile în Uniunea Europeană. Țineți cont în străinătate de legislația și directivele din țara respectivă. Păstrați instrucțiunile de utilizare în scopul utilizării ulterioare. Dacă înstrăinați produsul unui terț, predați-l întotdeauna împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.

2.2 Explicații privind simbolurile

Simbolurile și cuvintele menționate în continuare sunt incluse atât în aceste instrucțiuni de utilizare, cât și pe produs sau pe ambalajul acestuia.

AVERTISMENT!

Acest simbol/cuvânt de atenționare desemnează un pericol de risc mediu, care dacă nu este evitat poate cauza deces sau leziuni grave.

INDICAȚIE!

Acest cuvânt de atenționare atrage atenția asupra riscului de pagube materiale.



Acest simbol de atenționare vă oferă informații suplimentare utile cu privire la manipulare și la utilizare.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Declarație de conformitate: Produsele prevăzute cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile comunitare aplicabile în spațiul economic european.



Declarație de conformitate: Produsele marcate cu acest simbol sunt conforme cu toate reglementările aplicabile în Regatul Unit.



Acest simbol este folosit exclusiv în cazul aparatelor electrocasnice (în spații închise uscate).



Acest simbol indică tensiunea nominală și curentul nominal pentru curent continuu.

3 Siguranță

3.1 Utilizare conformă cu destinația

Produsul a fost special conceput pentru a reduce petele și a pentru a conferi pielii un aspect mai tânăr. Acesta este destinat exclusiv uzului privat și nu este adecvat pentru sectorul comercial.

Utilizați produsul exclusiv în conformitate cu mențiunile din aceste instrucțiuni de utilizare. Orice altă utilizare se consideră neconformă destinației și poate duce la daune materiale sau la vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele sau leziunile rezultate în urma utilizării incorecte sau neconforme destinației.

3.2 Indicații de siguranță



AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Utilizați produsul numai cu cablul de încărcare USB furnizat.
- Produsul poate fi utilizat numai cu o tensiune joasă de siguranță, în conformitate cu marcajul de pe produs.

- Nu puneți în funcțiune produsul, dacă acesta este deteriorat sau dacă cablul de încărcare USB este defect.
- Nu deschideți carcasa, lăsați în sarcina personalului specializat lucrările de reparație. Pentru aceasta, contactați serviciul pentru clienți. Garanția și obligația de asumare a răspunderii devin nule în cazul în care reparațiile sunt efectuate de către client sau dacă aparatul este conectat sau utilizat necorespunzător.
- Pentru reparații folosiți numai piese care corespund specificațiilor originale ale aparatului. Acest produs conține componente electrice și mecanice esențiale pentru protecția împotriva surselor de pericole.
- Nu scufundați produsul sau cablul de încărcare USB în apă sau în alte lichide. Păstrați-le la distanță față de apă.
- Dezactivați întotdeauna produsul, dacă nu îl utilizați, dacă îl curățați sau dacă există o defecțiune. Deconectați întotdeauna cablul de încărcare USB, dacă nu încărcați produsul.
- Nu prindeți niciodată cablul de încărcare USB cu mâinile ude sau umede.
- Este interzisă introducerea obiectelor în carcasă.

- Țineți toate componentele produsului departe de flăcări deschise și de suprafețele fierbinți.
- Așezați cablul de încărcare USB în așa fel, încât să nu constituie un pericol prin împiedicare.
- Nu trageți de cablul de încărcare USB pentru a-l scoate din sursa de alimentare USB, ci prindeți întotdeauna de ștecherul cablului.
- Evitați îndoirea cablului de încărcare USB și așezarea acestuia pe muchii ascuțite.
- Folosiți produsul doar în spații interioare.
- Nu utilizați produsul în timpul încărcării.

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Acest produs nu poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea produsului în siguranță și înțeleg pericolele asociate. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii.
- Țineți copiii departe de produs și de cablul de încărcare USB.

- Produsul nu trebuie utilizat de femeile însărcinate, copii, persoane cu epilepsie, persoane cu afecțiuni tiroidiene, persoane care iau medicamente pentru tiroidă, persoane fotoalergice sau persoane care iau medicamente pentru tratarea unei alergii la lumină.
- Produsul nu trebuie utilizat în cazul bolilor de piele, al supurațiilor, al rănilor accidentale și postoperatorii.
- Consultați medicul dumneavoastră, dacă nu sunteți sigur că puteți utiliza produsul.
- Dacă vă simțiți inconfortabil, dacă aveți reacții anormale (de exemplu, mâncărimi sau inflamații neplăcute) sau dacă pielea dumneavoastră se încălzește în mod neplăcut, nu mai utilizați produsul începând din acest moment.
- În cazul unei utilizări abuzive, din baterie se poate scurge lichid – evitați contactul cu acesta. Lichidul care se scurge din baterii poate provoca iritații sau arsuri.
- În caz de contactului pielii, ochilor sau mucoaselor cu lichidul bateriei, spălați și clătiți imediat zonele afectate cu apă curată. Dacă este necesar, consultați un medic.
- Bateriile nu trebuie să fie demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc.
- Nu încercați să scoateți bateria din produs.

Acest produs conține baterii care nu se înlocuiesc.

- Nu priviți direct în sursa de lumină a produsului.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Țineți produsul departe de flăcări deschise, suprafețe fierbinți, temperaturi ridicate sau intemperii (de exemplu, ploaie).
- Nu așezați obiecte grele pe produs.
- Nu mai utilizați produsul, dacă piesele de plastic sunt crăpate, rupte sau deformat. Pentru înlocuirea pieselor componente deteriorate folosiți piese componente originale.

4 Verificarea produsului și a pachetului de livrare

RO

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!





- Dacă la deschiderea ambalajului utilizați cu imprudență un cuțit sau alte obiecte ascuțite, este posibil să deteriorați rapid produsul. Procedați cu deosebită atenție la deschidere.
1. Scoateți produsul din ambalaj.
 2. Asigurați-vă că livrarea este completă (vezi **Fig. A**).
 3. Asigurați-vă că produsul și piesele componente nu prezintă semne de deteriorare. În asemenea cazuri, folosirea produsului este interzisă. Contactați în acest caz serviciul nostru pentru clienți.

5 Încărcarea

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Utilizați pentru încărcare numai cablul USB furnizat.
- Încărcați produsul numai la temperaturi cuprinse între 0 și 40 °C.





- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare și atunci când puterea acumulatorului este scăzută. Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore.
 - Dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, indicatorul luminos  clipește în lumină roșie și produsul emite sub formă de avertisment un semnal acustic de 5 ori. Puteți continua procedura, însă produsul trebuie reîncărcat pentru următoarea utilizare.
 - Produsul nu se poate utiliza în timpul încărcării.
 - Dacă produsul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie verificată starea de încărcare, iar bateria trebuie încărcată în mod regulat.
1. Conectați capătul mai mic al cablului de încărcare USB  în portul de încărcare .
 2. Conectați capătul mai mare al cablului de încărcare USB la portul USB al unei surse de alimentare USB adecvate (nu este inclusă) (de exemplu, un adaptor de perete USB de 5 V c.c., 1 A).
 3. Dacă se utilizează un adaptor de perete, vă rugăm să îl conectați la o priză.
Indicatorul luminos  clipește intermitent în lumină verde în timpul procesului de încărcare. Încărcarea este încheiată, dacă indicatorul luminos este aprins continuu în lumină verde.
 4. Dacă încărcarea este încheiată, scoateți din priza de rețea adaptorul de perete USB și deconectați cablul de încărcare USB de la portul de încărcare.


6 Operare

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Vă rugăm să utilizați produsul timp de maxim 5 minute pe sesiune și maxim o dată pe zi. Regimul F1 nu trebuie utilizat mai mult de 3 ori pe săptămână.

6.1 Efectuarea ședinței

1. Vă rugăm să încărcați produsul complet.
2. Curățați-vă și ștergeți-vă bine gâtul. Asigurați-vă că nu există urme de machiaj sau de murdărie pe aceasta, deoarece acestea pot reduce cantitatea de lumină care pătrunde în piele.
3. Aplicați banda adezivă  în spate pe produs, apoi lipiți banda adezivă pe fața dumneavoastră și începeți utilizarea.
4. Apăsati și mențineți apăsat butonul de operare , pentru a porni produsul.

Dacă este activat, produsul emite un semnal acustic și indicatorul luminos  este aprins în lumină albă.

Se aprind luminile cu LED . Regimul de funcționare „F1” este activat în mod implicit.

5. Dacă doriți, apăsați încă o dată butonul de operare, pentru a schimba regimul de funcționare.


Dacă se modifică regimul de funcționare, produsul emite o dată un semnal acustic.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Selectarea regimurilor de operare”.

6. Produsul emite de două ori un semnal acustic și se dezactivează automat după 5 minute.

Pentru a opri oricând produsul, puteți însă și apăsa și menține apăsat butonul de operare.

6.2 Selectarea regimurilor de operare

- Apăsati în mod repetat butonul de operare , pentru a comuta între regimurile de funcționare (F1, F2 și F3).
- Timerul de regim (5 minute) se resetează întotdeauna, dacă comutați de pe un regim de funcționare pe alt regim de funcționare.

- Descrierea regimurilor de operare:

	Regim	Cel mai potrivit pentru
F1	Albastru + roșu (se poate vedea o culoare violetă)	Promovează anti-îmbătrânirea și reduce petele și imperfecțiunile minore, pentru ca pielea să arate mai tonică, mai luminoasă și mai radiantă.
F2	Roșu + infraroșu apropiat (se poate vedea o culoare roșie)	Pentru o piele cu aspect mai tânăr și mai ferm.
F3	Chihlimbar + roșu + infraroșu apropiat (se poate vedea un portocaliu închis)	Pentru o piele mai catifelată, cu aspect mai tânăr și mai ferm și un ton al pielii mai uniform.

7 Planul de aplicare

Produsul este potrivit pentru utilizarea zilnică. Totuși, utilizați produsul timp de maxim 5 minute pe sesiune și maxim o dată pe zi. Regimul F1 nu trebuie utilizat mai mult de 3 ori pe săptămână.

8 Curățare

AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Nu utilizați mijloace de curățare agresive (de exemplu oțet sau detartrant), perii metalice sau perii aspre din nailon, obiecte de curățat ascuțite sau metalice, precum cuțite, șpacluri dure sau altele similare.

- Nu scufundați în apă produsul, în vederea curățării. Produsul nu este rezistent la apă.

1. Curățați cu o cârpă umedă produsul.
2. Uscăți bine produsul cu o cârpă moale și uscată.

9 Depozitare

Înainte de depozitare, toate piesele trebuie să fie complet uscate.

- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Depozitați produsul astfel încât să fie inaccesibil copiilor.
- Păstrați produsul în ambalajul său original pentru o protecție optimă.

10 Identificarea defecelor

Unele probleme sunt posibil cauzate de defecțiuni minore, pe care le puteți înlătura dumneavoastră înșivă. În acest scop acționați conform instrucțiunilor menționate în tabelul de jos. Dacă nu se poate înlătura problema, contactați serviciul clienți. Nu reparați singur produsul.

Defecțiune	Posibile cauze și soluții
Produsul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați faptul că produsul este încărcat corespunzător. • Asigurați faptul că produsul nu este conectat la o sursă de alimentare USB. Produsul nu funcționează în timpul încărcării.
Produsul nu se poate încărca.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați faptul că este conectat în siguranță cablul de încărcare USB între portul de încărcare și sursa de alimentare USB. • Dacă utilizați un adaptor de perete USB pentru încărcare, asigurați-vă că acesta este compatibil cu produsul (5 V c.c., 1 A).

11 Date tehnice

Model:	FAC10
Tensiune nominală:	3,7 V
Capacitatea acumulatorului:	42 mAh litiu
Numărul de lumini cu LED:	9
Materiale:	ABS + silicon
Greutate:	19,5 g
Dimensiuni (L × l × A):	46,8 × 40,2 × 19,2 mm

12 Reciclare

12.1 Reciclarea ambalajului



Reciclați selectiv ambalajul. Predați hârtia și cartonul la maculatură, iar foliile într-un centru de reciclare.

12.2 Reciclarea produsului

(Aplicabil pentru Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a materialelor reciclabile)



Este interzisă reciclarea aparatelor vechi împreună cu gunoiul menajer!

În cazul în care la un moment dat nu se mai poate utiliza produsul, **reciclați produsul în conformitate cu prevederile legale aplicabile în țara dvs. sau în regiunea în care locuiți**. Astfel se asigură faptul că aparatele vechi se valorifică în mod conform și că se

evită efectele negative asupra mediului înconjurător. Din acest motiv aparatele electrice sunt marcate cu simbolul ilustrat aici.

Reciclarea bateriilor și acumulatorilor împreună cu gunoiul menajer nu este permisă!



În calitate de utilizator final, aveți obligația legală de a returna toate bateriile și acumulatorii – indiferent dacă conțin sau nu substanțe periculoase* – la un punct de colectare din municipiu/oraș sau la un distribuitor, în așa fel încât acestea să se poată recicla în mod ecologic.

Duceți produsul complet (inclusiv acumulatorul) la punctul de colectare și asigurați-vă faptul că acumulatorul este descărcat!

*marcat cu: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb

Notă: Dacă doriți să scoateți acumulatorul, înfășurați un prosop în jurul produsului și spargeți carcasa cu un ciocan. Pentru a evita leziunile, asigurați-vă că ochii și mâinile vă sunt protejate. Rețineți că scoaterea acumulatorului este o acțiune ireversibilă.

13 Informații privind garanția

Conform prevederilor menționate în legile și regulamentele UE, perioada de garanție este de 2 ani. În cazul acestui produs garanția este limitată la lipsurile tehnice, cauzate de greșelile comise pe durata procesului de fabricație. Dacă doriți să vă folosiți de garanția acordată, vă rugăm să respectați instrucțiunile comunicate de serviciul nostru pentru clienți. Este posibil ca serviciul pentru clienți să poată soluționa defecțiunea fără să fie necesară predarea produsului la magazin sau la centrul nostru service. Serviciul nostru pentru clienți este mereu la dispoziția dvs.!

14 Serviciul pentru clienți

RO Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vă rugăm accesați pagina web Silk'n din regiunea dvs.: web www.silkn.eu. În cazul deteriorării aparatului sau în cazul apariției unei defecțiuni, pentru lucrările de reparații sau serviciul de asistență vă rugăm să vă adresați centrului de service Silk'n din apropierea dvs. Acest manual de utilizare poate fi descărcat și în format PDF de pe pagina web www.silkn.eu.

Nr. de service: +31 (0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

2510_010_EU



Silk'n®

Invention Works B.V.
Galileistraat 17
3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House,
Market Road
Wickford, Essex, SS12 0FD
United Kingdom



FR

Cet appareil
et ses cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr