

Silk'n®

LED Light Therapy Mask

LumiLips FAC07NA



- EN USER MANUAL
- FR MODE D'EMPLOI
- ES MANUAL DEL USUARIO

Silk'n®

Device / Appareil / Dipositif




Table of contents

1. Warnings and precautions	2
2. Contraindications	7
3. Safety with Silk'n.....	8
3.1 Check your skin type.....	8
3.2 Acne severity.....	9
4. Get to know your device.....	10
4.1 Device description	10
4.2 Intended use	10
4.3 Package contents	10
4.4 Device parts	11
4.5 Device controls.....	11
4.6 Charging the battery	12
5. Treatment	13
5.1 Before first use.....	13
5.2 Treatment steps	14
6. Cleaning, maintenance & storage.....	15
7. Troubleshooting	16
8. Customer service.....	17
9. Replacement parts.....	17
10. Warranty	18
11. Disposal	18
12. Specifications	19
13. Environmental conditions.....	20
14. Signs and symbols	21
15. Labeling	23
16. Technical results.....	24
17. Legal notice	29

1. Warnings and precautions

This device is powerful and should be used with special attention to safety. Before first use, please read this user manual in full, and keep it for future use. Be sure to read all warnings, contraindications and safety precautions, and follow them strictly. We recommend you refamiliarize yourself with the instructions before each treatment.

The device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, without supervision or instruction concerning safe use of the equipment, to avoid the risk of fire or burns.



- Check if the voltage indicated on the device corresponds to the local mains voltage before use to avoid risk of electrocution or permanent damage to the device.
- If the wall socket used to charge the device has poor connections, the adapter becomes hot. Make sure you plug the device into a properly installed wall socket to avoid the risk of fire and burns.

- The adapter is not supplied with the device.
- If the charging cable is damaged, replace with a cable of the same standard (see section 9. Replacement parts).
- Always unplug the device after charging or if there is a power failure to avoid the risk of damage to the device.
- Do not use the device during charging.
- Do not touch the device, or charging cable with wet hands during charging.
- Never use the device near water or where water can be splashed onto the device, or if you think it has come into contact with water.
- The battery is non-replaceable. Do not modify or replace it.
- This device may cause radio frequency interference or may interfere with the operation of adjacent equipment. If interference occurs, appropriate mitigation measures need to be taken, such as repositioning or relocating the device or shielding the area.
- Do not look directly at the light source part of the device.

- Do not expose the device to harmful optical radiation.
- Before using the device you must carry out a sensitivity test (see section 5.1 Before first use).
- Only use the device as described in this user manual. Use of the device other than specified has not been tested and the risks are unknown.
- Do not use the device without removing creams, lotions or make-up from the face before treatment. Some ingredients in these products may cause light sensitivity or may reduce the effect of the treatment. If you use the device without removing these products, you may cause a skin reaction, or you may reduce the effect of the treatment.
- Do not use the device if the device, the charging cable or the adapter are damaged in any way.
- If the device malfunctions or operates abnormally, stop using it immediately and contact the manufacturer.
- If there is any change in the performance of the device, please stop using it immediately and contact the manufacturer in a timely manner.

- Turn off and remove the device immediately if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- Do not leave the device unattended when it is switched on to avoid the risk of fire or burns.
- Keep the device away from hot surfaces.
- Do not store flammable and explosive materials (sprayers, oil, gas, etc.) near the device.
- Do not use the device with heating accessories or near heat sources.
- Do not subject the device to heavy shocks to avoid risk of damage.
- Do not excessively bend or squeeze the charging cable.
- Do not expose the device to the outdoors for a long time to avoid contamination of the device by pests.
- Do not attempt to modify the device in any way. Modifying the device will void your warranty. Modifying the device could cause an electric shock when the device is used again. The device contains no serviceable parts.
- Do not connect this device with other devices not described in this user manual.

- Do not use accessories, removable parts or materials not described in this user manual.
- The device is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the equipment to avoid the risk of fire and burns.
- Do not place the device in the reach of pets or children to avoid misuse or damage to the device.
- Keep cables out of the reach of children. Cables of excessive length may cause strangulation.
- Avoid inhalation or ingestion of small parts.
- Persons with potential allergies to the accessible materials used in the device should not use the device.
- Only use accessories and cables supplied or approved by Silk'n. Use of unauthorised accessories or cables may increase electromagnetic emissions from the device.
- The device is a personal item and it is not recommended to share it with others.

2. Contraindications

Do not use the device to treat any other conditions apart from those listed in this user manual. The device has not been tested for any other conditions than those listed, and the risks are unknown.

Do not use if you:

- are pregnant, planning on becoming pregnant or breastfeeding. The device has not been tested on pregnant or breastfeeding women and therefore the risk to the foetus, neonate or pregnant women is unknown.
- have Fitzpatrick Skin Type I or Type V or Type VI (prone to hyper pigmentation).
- have a medical history of seizures triggered by light.
- have a history of photosensitive epilepsy.
- suffer from Lupus erythematosus, photosensitive eczema or Albinism. If you use the device to treat Lupus erythematosus, photosensitive eczema or Albinism you may cause a severe skin reaction.
- suffer from any photosensitive disorder (sensitivity to light). If you use the device and you suffer from a photosensitive disorder you may cause a severe skin reaction.
- are taking any medication that can cause photosensitivity. If you use the device and you are taking any medication that can cause photosensitivity you may cause a severe skin reaction. Photosensitivity is a common side effect of various medications. These can include certain antibiotics, chemotherapy drugs, and diuretics. If you are unsure about any medication you are taking, consult your healthcare provider.

- have severe acne.
- have had sunburn in the past 2 weeks.
- have open wounds (avoid treatment area until healed).

3. Safety with Silk'n

The device has the following safety features:

- **Auto shut-down:** The device automatically shuts down after 5 minutes of operation.
- **Low battery warning:** When the battery is low during operation, the buzzer will sound 5 times and the indicator light will flash red. The device will complete the current treatment cycle and then shut down. Charge the device before next use.

3.1 Check your skin type

Fitzpatrick skin types

The device is not suitable for all skin types. Use the table to compare your skin color to those in the table. This will help you determine if the device is suitable for you. Refer to the skin color chart at the back of this user manual.

Skin Type	Description	Can I use this device?
I	Very white skin, easily sunburned, never tanned.	X Do not use.
II	Fair skin, easy to burn, lightly tanned.	✓ Use with caution. Reduce the frequency of use.
III	Light olive skin, possible sunburn, gradually tanning.	✓ Use according to standard instructions.

Skin Type	Description	Can I use this device?
IV	Olive/light brown skin, easy to burn and tan.	✓ Use according to standard instructions.
V	Brown skin, rarely sunburned, easily tanned.	X Do not use.
VI	Dark brown/black skin, never sunburned.	X Do not use.

3.2 Acne severity

The device is not suitable for all acne conditions. Refer to the acne severity images at the back of this user manual to determine if the device is suitable for you.

Acne Severity	Description	Can I use this device?
Mild (I)	Some blackheads and whiteheads, a few pimples and pustules, no nodules.	✓ Yes
Moderate (II)	Many blackheads and whiteheads, some pimples and pustules, only a few small nodules.	✓ Yes
Severe (III)	Many blackheads, whiteheads, pimples and pustules, some nodules.	X No. This product is not recommended for severe acne as the benefits have not been established.

4. Get to know your device

4.1 Device description

The device is a lip treatment device which utilizes LED light therapy technology. The device combines 4 types of light therapy to treat the perioral region to reduce the appearance of fine lines and wrinkles and increase circulation.

The device includes LED lights, a mouthpiece, and a control button with indicator light. It has a rechargeable battery for cordless use.

It is an over-the-counter home use device for personal use. Do not use for any purpose other than as described in this user manual.

4.2 Intended use

The device is intended for the treatment of fine lines and wrinkles and to increase circulation within the perioral region.

4.3 Package contents

- LED lip mask
- USB Charging cable *
- User manual

* A Class II DC 5V, 0.5A mains adapter required to charge the device is not supplied.

4.4 Device parts

Refer to the diagram at the front of the manual to see the location of each feature.

- LED lip mask (#1)
- Control button with battery indicator light (#2)
- Charging port (#3)
- Mouthpiece (#4)
- LED lights (#5)
- USB charging cable (#6)

4.5 Device controls

Refer to the diagram at the front of the manual to see the location of each control.


Control	Action	Function / Mode
Control button with battery indicator light (#2) 	Long press (2 seconds).	The device starts and beeps once. The battery indicator light is white. The device operates continuously for 5 minutes and shuts down automatically.
	Long press (2 seconds) when the device is on.	The device beeps twice then shuts down.

Control	Action	Function / Mode
Battery / indicator light settings (#2)	White constant	Device on and ready for use.
	Green flashing	Battery charging
	Green constant	Battery charged
Battery / indicator light settings (#2)	Red flashing	Low battery
	During operation, a buzzer will sound 5 times and the indicator light will flash red.	The treatment will continue for the remaining 5 minutes and then shut down. You must charge the device before next use.
Charging port (#3) 		Port for the USB cable to charge the device.

4.6 Charging the battery

1. Fully charge the device before first use.
2. Connect the smaller end of the USB cable (#6) into the charging port (#3) of the device.
3. Connect the larger end of the USB cable (#6) into a compatible USB power source (e.g., a USB power adapter).
4. Connect the power adapter to the mains supply. The control button/battery indicator light (#2) flashes green.

- When the device is fully charged, the control button / battery indicator light (#2) is constant green.



-  You cannot use the device when charging the battery.
-  The battery icon does not change color.

5. Treatment

5.1 Before first use

Perform a sensitivity test before your first treatment. If you are sensitive to silicone, you should not use the device.


- Place the device over your inner arm.
 - Press and hold the control button (#2) for 2 seconds to start the device. Allow the device to run for the full 5-minute treatment program.
 - After the treatment test, wait at least 6 hours. If the skin on your inner arm appears red and/or itchy, the device is unsuitable for you. Return the device to the retailer within 14 days of purchase.
-  If your skin feels hot or uncomfortable, stop using the device immediately.

5.2 Treatment steps

⚠ Do not use the device without removing creams, lotions or makeup from the face before treatment. Some ingredients in these products may cause light sensitivity or may reduce the effect of the treatment.

⚠ Ensure that all parts of the device are properly assembled before use.

1. Insert the mouthpiece (**#4**) into the opening of the device (**#1**).
2. Ensure the teeth ridges and circular stem face upwards.



3. Push the mouthpiece forward until the circular stem passes through the opening and sits securely inside the device.
4. Clean and thoroughly dry your face and hands.
5. Insert the mouthpiece (**#4**) comfortably in your mouth.
6. Start the device. Long press the control button (**#2**) for 2 seconds. The device beeps once, and the indicator light (**#2**) turns on.
7. Relax during the 5-minute treatment. You may lie down if you wish.
8. The device operates continuously for 5 minutes, then shuts down automatically.

9. To shut down the device before the treatment ends, long press the control button (**#2**) for 2 seconds. The device beeps twice.
10. Remove the device and apply your preferred skincare serums or creams to moisturize the skin.

 If your skin feels hot or uncomfortable, remove the device from the skin. The device shuts down automatically after 5 minutes.

6. Cleaning, maintenance & storage

Cleaning

Clean the device after each treatment.

1. Use a soft, lint-free cloth dampened with water to wipe the device and the mouthpiece (**#4**).
 2. For stubborn residue, wipe with a soft cloth lightly dampened with up to 70% isopropyl alcohol.
 3. Ensure the device is completely dry before storing and next use.
-  Never use harsh detergents, acetone, or other abrasive liquids, because they will damage your device.
-  Never immerse your device or any of its parts in water.
-  Turn off the device before cleaning.
-  Do not clean any parts in the dishwasher.

Maintenance

- Do not perform maintenance while the device is in use or charging.
- The device contains no serviceable parts.
- Do not attempt to open, modify, or repair the device yourself.
- The battery is non-replaceable. Do not attempt to replace it.

Storage

- Store the device at room temperature in dry conditions.
- Avoid storing in dusty conditions, in direct sunlight, or in damp and humid conditions.

7. Troubleshooting

Do not attempt to open or repair your device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.

Problem	Cause	Action
Cannot turn on the device.	The battery is low.	Charge the device.
LED lights do not light up.	The device is faulty.	Contact customer service.
Indicator light flashes red during use.	The battery voltage is too low.	Charge the device. The device will complete the current treatment cycle and then shut down.

Problem	Cause	Action
Device does not respond to button presses.	The device is faulty.	Contact customer service.

If a problem reoccurs and your device is within the warranty period, return it to your provider.

 Do not attempt to open or repair the device. If problems persist, contact customer service.

8. Customer service

For more information about Silk'n products, visit your regional Silk'n website: www.silkn.com or www.silkn.ca.

If the device is damaged, defective, in need of repair or if you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from the websites.

Service number: 1-800-250-5053 (toll-free)

Email: customercarena@silkn.com

9. Replacement parts

You may replace the 5V 0.5A charging cable with a cable of the same standard.

10. Warranty

EN

This product is covered by a 1-year warranty. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty, please contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center.

Our customer service is always pleased to help you!

- i** The manufacturer accepts no liability for damage or injuries caused by improper or incorrect use.

11. Disposal

Do not dispose of this device with household waste. This device contains electrical components and a lithium-ion battery. Dispose of the device in accordance with applicable local, state, or provincial regulations for electrical and electronic equipment.

Contact your local waste management authority for information on recycling and disposal options. Make sure the device is in an uncharged state before disposal.



Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.

12. Specifications

Model no.	LumiLips FAC07NA
Treatment area	Perioral region (area around the lips)
Technology	LED light therapy
LED light (wavelength; optical output power)	605nm + 630nm + 660nm + 880nm 40mW/cm ² ±20%
Operation & safety	Auto shutdown after 5 minutes
Dimensions	112 x 85 x 58 mm
System weight	86.5 gm
Risk group (optical radiation)	Exempt group
Operating conditions	Temperature: 5°C to 35°C
	Relative humidity: ≤85% RH
	Atmospheric pressure: 80 - 106 kPa
	Altitude: ≤2000 meters
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: -10°C to 50°C
	Relative humidity: ≤85% RH
	Atmospheric pressure: 80 - 106 kPa
Power input	DC 5V, 0.5A
Protection class	IP25
The device was tested and complies with these standards	IEC 60601-1 (Safety) IEC 60601-1-2 (EMC) IEC 60601-1-11 (Environment) IEC60601-2-83 (Safety of home light therapy equipment)

Expected service life of the equipment	1 year
Rechargeable Li-ion polymer battery	Charging time: Approximately 3 hours
	Nominal voltage: 3.7V
	Rated capacity: 500mAh, 1.85Wh
	Battery cycle life: ≥ 300 cycles

13. Environmental conditions

The device can withstand the environmental conditions for testing and transport listed in the table.

Temperature	$60 \pm 2^{\circ}\text{C}$ and $85\% \pm 2\%$ RH for 48 hours, then room temperature for 2 hours
	$-20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ for 48 hours, then room temperature for 2 hours
	$40^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ and $90\% \pm 2\%$ RH for 48 hours, then room temperature for 2 hours
	40°C for 2 hours, with device functions tested in this environment
	0°C for 2 hours, with device functions tested in this environment

- i** Store the device for at least 48 hours before transfer to an operational environment and before use.

14. Signs and symbols

	A statement or event that indicates a possible or impending danger, problem when using the device.
	Important information about using or maintaining the device.
	For indoor use only.
IP25	IP classification. The device is protected against the ingress of objects larger than 12.5mm diameter and against water spray.
	Keep dry.
	Keep away from fire.
	Place upwards.
	Direct current.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment.
	Lithium-ion inside.

	The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Discard in accordance with local regulations.
	Interference may occur in the vicinity of the equipment.
	Degree of protection against electric shock: type BF applied part.
	Date of manufacture.
	Manufacturer.
	Product serial number.
	Product reference number.
	Medical device.
	Read the user manual.

15. Labeling



EN

- i** This device is not suitable for use in the presence of flammable anaesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

* The image is for illustration purposes only.

16. Technical results

1. The LED Light Therapy Mask needs to take special precautions for electromagnetic compatibility (EMC), and the purchaser or user must install and use it according to the information about EMC Compliance provided in the instruction manual.
2. Portable and mobile radio frequency communication equipment may affect the LED Light Therapy Mask. Please keep away from such equipment when using it.
3. In addition to the connecting wires and charging cables sold by our company as spare parts of internal components, the use of accessories and cables outside the regulations may result in an increase in the emission of LED Light Therapy Mask or a decrease in immunity.

The following cable types must be used to ensure compliance with and adherence to interference radiation and immunity standards:

Cable	Length(m)
power cord	/
charging cable	1.0

4. This product should not be used close to or stacked with other equipment. If it must be used close or stacked, it should be observed to verify that it can operate normally under the configuration used.

5. This product should not touch the pins of the connectors marked with the electrostatic discharge warning symbol, and should not be connected to these connectors unless electrostatic discharge precautions are used.

Provisions on preventive measures against electrostatic discharge:

Human body or objects carry different electrostatic voltages due to charge transfer; since electrostatic discharge is completed in the order of ns or μ s, the peak current can reach tens of amperes, and the instantaneous power is very huge. The resulting electrostatic discharge electromagnetic pulse energy is enough to damage the sensitive components in the electronic components; because the rise time of the current waveform is very short, that is, the rate of change of the current (di/dt) is very large, it can induce a high potential of hundreds of volts or even thousands of volts, thereby a strong electric field is generated to break down the sensitive element. In order to prevent damage to the instrument, the following measures should be taken:

- (1) Ensure the environmental humidity.
- (2) Laying anti-static floor or carpet.
- (3) The operator should wear an anti-static hand strap on the wrist. This hand strap should have good grounding performance. This measure is the most effective.

6. The basic performance of the instrument:

Mode	Light	Radiation intensity $\pm 20\%$
1	Wavelength: 605nm+630nm+660nm+880nm	40mW/cm ²

7. The device has been tested and homologated in accordance with EN 60601-1-2 for EMC. This does not guarantee in any way that this device will not be affected by electromagnetic interference. Avoid using the device in high electromagnetic environment.

8. Do not use in MRI, diathermy, electrocautery, wireless power transfer, 5G, security systems and other environments with electromagnetic transmitters.

Technical Description Concerning Electromagnetic Emission		
Table 1: Declaration - electromagnetic emissions		
Guidelines and manufacturer's declaration-electromagnetic emissions		
The LED Light Therapy Mask is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the mask should ensure that it is used in such an environment.		
Launch test	Compliance	Electromagnetic environment-guide
RF emission CISRP11	Level of exemption	The LED Light Therapy Mask uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emission CISRP11	Class B	The LED Light Therapy Mask is suitable for used in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emission IEC61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuation/ flicker emission IEC61000-3-3	Complies	

Technical Description Concerning Electromagnetic Immunity			
Table 2: Guidance & Declaration - electromagnetic immunity			
Guidelines and manufacturer's declaration-electromagnetic immunity			
The LED Light Therapy Mask is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the mask should assure that It is used in such an environment.			
Immunity test	IEC60601 test level	Coincidence level	Electromagnetic environment-guide
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8kV contact ±2, ±4, ±8, ±15kV air	±8kV contact ±2, ±4, ±8, ±15kV air	The floor should be wood, concrete, or ceramic tiles. If the floor is covered with a synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2kV for the power lines ±1kV To input/ output lines	±2kV for the power supply lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC61000-4-5	±0.5, ±1kV line to line ±0.5, ±1, ±2kV line to earth	±0.5, ±1kV line to line ±0.5, ±1, ±2kV line to earth	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95% dip in UT.) for 0.5 cycle <5 % UT (>95% dip in UT.) for 1 cycle 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles <5% UT (>95 % dip in UT) for 250 cycles	<5 % UT (>95% dip in UT.) for 0.5 cycle <5 % UT (>95% dip in UT.) for 1 cycle 70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles <5% UT (>95 % dip in UT) for 250 cycles	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the LED Light Therapy Mask requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the LED Light Therapy Mask be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.
Note: UT is the AC mains voltage prior to application of the test level.			

Guidance & Declaration - electromagnetic immunity concerning Conducted RF & Radiated RF

Table 3 Guidance & Declaration - Electromagnetic immunity

The LED Light Therapy Mask is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the LED Light Therapy Mask should assure that it is used in such an environment.

Test	Test Level	Level	Environment Guide
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3V 6V	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the LED Light Therapy Mask, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance $d = 1.2 \times P^{1/2}$ $d = 2 \times P^{1/2}$ $d = 1.2 \times P^{1/2}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2.3 \times P^{1/2}$ 800 MHz to 2.7 GHz P — the maximum rated output power of the transmitter provided by the transmitter manufacturer, in watts (W); d — the recommended separation distance, in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters are determined by an electromagnetic site survey "a", and in each frequency range "d" should be lower than the compliance level. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: 
Conducted RF IEC 61000-4-6	6 Vrms ISM frequency band	3V/m	
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.7 GHz		
	GHz		

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Field strengths from fixed transmitters, such as APP stations for radio (cellular/ cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the LED Light Therapy Mask is used exceeds the applicable RF compliance level above, the LED Light Therapy Mask should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the LED Light Therapy Mask.

Table 4: Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the LED Light Therapy Mask.

Recommended isolation distance between portable and mobile RF communication equipment and the LED Light Therapy Mask.

The LED Light Therapy Mask is intended for use in electromagnetic environment in which radiated RF disturbance is controlled. The customer or the user of the LED Light Therapy Mask can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the LED Light Therapy Mask as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150KHZ-80MHz $d=1.2p^{1/2}$	80MHz-800MHz $d=1.2p^{1/2}$	800MHz-2,7GHz $d=2.3p^{1/2}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For the maximum rated output power of the transmitter not listed in the table above, recommended separation distance "d" in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where "P" is the maximum rated output power of the transmitter provided by the transmitter manufacturer, in watts (W).

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

17. Legal notice

Copyright 2026 © Silkn Beauty Ltd. All rights reserved.

EN

Silkn Beauty Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Silkn Beauty Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Silkn Beauty Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Silkn Beauty Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Silkn Beauty Ltd. Data is subject to change without notification. Silkn Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silkn Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd., Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands, www.silkn.com, www.silkn.ca, info@silkn.com.

Table des matières

1. Avertissements et précautions	31
2. Contre-indications	37
3. La sécurité avec Silk'n	38
3.1 Vérification de votre type de peau	39
3.2 Sévérité de l'acné	40
4. En savoir plus sur votre appareil	40
4.1 Description de l'appareil.....	40
4.2 Usage prévu	41
4.3 Contenu de l'emballage	41
4.4 Composants de l'appareil	41
4.5 Commandes de l'appareil.....	42
4.6 Chargement de la batterie	43
5. Séance.....	44
5.1 Avant la première utilisation	44
5.2 Étapes de la séance.....	44
6. Nettoyage, entretien et stockage	46
7. Dépannage	47
8. Service à la clientèle	48
9. Pièces de rechange	48
10. Garantie	48
11. Mise au rebut.....	49
12. Caractéristiques techniques	49
13. Conditions environnementales	51
14. Signes et symboles	52
15. Étiquetage	53
16. Résultats techniques	53
17. Mentions légales	54

1. Avertissements et précautions

Cet appareil est puissant et doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. Avant toute première utilisation, veuillez lire ce mode d'emploi en entier et le conserver pour référence ultérieure. Assurez-vous de lire tous les avertissements, contre-indications et précautions de sécurité, et suivez-les strictement. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque séance.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sans surveillance ni instruction concernant l'utilisation sécurisée de l'équipement, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlures.



- Avant toute utilisation, vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau local afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de dommage permanent à l'appareil.

- Si la prise murale utilisée pour charger l'appareil est mal connectée, l'adaptateur se met à chauffer. Assurez-vous de brancher l'appareil sur une prise murale correctement installée afin d'éviter tout risque d'incendie et de brûlures.
- L'adaptateur n'est pas fourni avec l'appareil.
- Si le câble de charge est endommagé, remplacez-le par un câble aux spécifications identiques (voir la section 9. Pièces de rechange).
- Débranchez toujours l'appareil après la charge ou en cas de panne de courant afin d'éviter tout risque de dommage à l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Ne touchez pas l'appareil ni le câble de charge avec des mains mouillées pendant la charge.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de l'eau ou dans un endroit où il pourrait être éclaboussé, ni si vous pensez qu'il a été en contact avec de l'eau.
- La batterie n'est pas remplaçable. Ne la modifiez pas et ne la remplacez pas.
- Cet appareil peut causer des perturbations radioélectriques ou perturber le

fonctionnement des équipements adjacents. En cas de perturbations, des mesures d'atténuation appropriées doivent être prises, telles que le repositionnement ou le déplacement de l'appareil, ou encore le blindage de la zone.

- Ne regardez pas directement la partie émettrice de lumière de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à un rayonnement optique nocif.
- Avant d'utiliser l'appareil, vous devez effectuer un test de sensibilité (voir la section 5.1 Avant la première utilisation).
- Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi. Toute utilisation de l'appareil autre que celle spécifiée n'a pas été testée et les risques sont inconnus.
- N'utilisez pas l'appareil sans avoir au préalable retiré les crèmes, lotions ou maquillage du visage avant le traitement. Certains ingrédients dans ces produits peuvent provoquer une sensibilité à la lumière ou réduire l'efficacité du traitement. Si vous utilisez l'appareil sans retirer ces produits, vous risquez de provoquer une réaction cutanée ou de réduire l'efficacité du traitement.

- N'utilisez pas l'appareil si celui-ci, le câble de charge ou l'adaptateur sont endommagés de quelque manière que ce soit.
- Si l'appareil présente un dysfonctionnement ou fonctionne de manière anormale, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le fabricant.
- En cas de changement des performances de l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le fabricant dans les plus brefs délais.
- Éteignez et retirez immédiatement l'appareil s'il est chaud au toucher ou si vous ressentez une chaleur désagréable sur la peau.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlures.
- Tenez l'appareil éloigné de toute surface chaude.
- Ne stockez pas de matières inflammables et explosives (aérosols, huile, gaz, etc.) à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec des accessoires chauffants ou à proximité de sources de chaleur.

- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents afin d'éviter tout risque de détérioration.
- Évitez de plier ou de comprimer excessivement le câble de charge.
- Ne gardez pas l'appareil à l'extérieur pendant une longue période afin d'éviter toute contamination par des nuisibles.
- N'essayez en aucun cas de modifier l'appareil. Toute modification de l'appareil annulera votre garantie. Modifier l'appareil pourrait provoquer une décharge électrique lors de sa prochaine utilisation. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne connectez pas cet appareil à d'autres appareils non décrits dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas d'accessoires, de pièces amovibles ou de matériaux non décrits dans ce mode d'emploi.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'équipement, afin d'éviter tout risque d'incendie et de brûlures.

- Ne laissez pas l'appareil à la portée des animaux domestiques ou des enfants afin d'éviter toute mauvaise utilisation ou toute détérioration.
- Conservez les câbles hors de portée des enfants. Des câbles d'une longueur excessive peuvent présenter un risque de strangulation.
- Évitez d'inhalier ou d'avaler les pièces de petite taille.
- Les personnes présentant des allergies potentielles aux matériaux accessibles utilisés dans l'appareil ne doivent pas utiliser ce dernier.
- Utilisez uniquement les accessoires et les câbles fournis ou approuvés par Silk'n. L'utilisation d'accessoires ou de câbles non autorisés peut augmenter les émissions électromagnétiques de l'appareil.
- L'appareil est un article personnel. Il est déconseillé de le partager avec d'autres personnes.

2. Contre-indications

N'utilisez pas l'appareil pour traiter d'autres affections que celles mentionnées dans ce mode d'emploi. L'appareil n'a pas été testé pour d'autres affections que celles mentionnées, et les risques sont inconnus.

 **Ne pas utiliser si vous :**

- êtes enceinte, planifiez une grossesse ou allaitez. L'appareil n'a pas été testé sur des femmes enceintes ou qui allaitent. Par conséquent, le risque pour le fœtus, le nouveau-né ou la femme enceinte est inconnu.
- présentez un type de peau Fitzpatrick I, V ou VI (sujet à l'hyperpigmentation).
- avez des antécédents médicaux de crises épileptiques provoquées par la lumière.
- avez des antécédents d'épilepsie photosensible.
- souffrez de lupus érythémateux, d'eczéma photosensible ou d'albinisme. Si vous utilisez l'appareil pour traiter un lupus érythémateux, un eczéma photosensible ou un albinisme, vous risquez de provoquer une réaction cutanée grave.
- souffrez d'un trouble de photosensibilité (sensibilité à la lumière). Si vous utilisez l'appareil alors que vous souffrez d'un trouble de photosensibilité, vous risquez de provoquer une réaction cutanée grave.

- prenez un médicament susceptible de provoquer une photosensibilité. Si vous utilisez l'appareil, alors que vous prenez un médicament susceptible de provoquer une photosensibilité, vous risquez d'induire une réaction cutanée grave. La photosensibilité est un effet secondaire fréquent de nombreux médicaments. Parmi ceux-ci figurent notamment certains antibiotiques, médicaments de chimiothérapie et diurétiques. En cas de doute sur un médicament que vous prenez, consultez votre professionnel de santé.
- souffrez d'acné sévère.
- avez eu un coup de soleil au cours des deux dernières semaines.
- présentez des plaies ouvertes (évituez la zone de traitement jusqu'à cicatrisation complète).

3. La sécurité avec Silk'n

L'appareil dispose des dispositifs de sécurité suivants :

- **Arrêt automatique :** L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes de fonctionnement.
- **Avertissement de batterie faible :** Lorsque la batterie est faible en cours de fonctionnement, le signal sonore retentit 5 fois et le voyant lumineux clignote en rouge. L'appareil termine alors le cycle de traitement en cours, puis s'éteint. Chargez l'appareil avant la prochaine utilisation.

3.1 Vérification de votre type de peau

Types de peau Fitzpatrick

L'appareil ne convient pas à tous les types de peau. Utilisez le tableau pour comparer la couleur de votre peau à celles indiquées dans le tableau. Cela vous aidera à déterminer si l'appareil vous convient. Référez-vous au tableau des couleurs de peau au dos de ce mode d'emploi.

Type de peau	Description	Puis-je utiliser cet appareil ?
I	Peau très claire, prend systématiquement des coups de soleil, ne bronze jamais.	X Ne pas utiliser.
II	Peau claire, brûle facilement, bronze difficilement.	✓ Utiliser avec précaution. Réduire la fréquence d'utilisation.
III	Peau légèrement mate, coups de soleil possibles, bronze progressivement.	✓ Utiliser conformément aux instructions habituelles.
IV	Peau mate à légèrement foncée, brûle facilement et bronze facilement.	✓ Utiliser conformément aux instructions habituelles.
V	Peau foncée, prend rarement des coups de soleil, bronze facilement.	X Ne pas utiliser.
VI	Peau très foncée ou noire, ne prend jamais de coups de soleil.	X Ne pas utiliser.

3.2 Sévérité de l'acné

L'appareil n'est pas adapté à toutes les formes d'acné. Reportez-vous aux illustrations de sévérité de l'acné au dos de ce mode d'emploi pour déterminer si l'appareil vous convient.

Sévérité de l'acné	Description	Puis-je utiliser cet appareil ?
Légère (I)	Quelques points noirs et points blancs, quelques boutons et pustules, aucun nodule.	✓ Oui
Modérée (II)	Nombreux points noirs et points blancs, quelques boutons et pustules, seulement quelques petits nodules.	✓ Oui
Sévère (III)	Nombreux points noirs, points blancs, boutons et pustules, quelques nodules.	X Non. Ce produit n'est pas recommandé en cas d'acné sévère, car ses bienfaits n'ont pas été établis.

4. En savoir plus sur votre appareil

4.1 Description de l'appareil

L'appareil est un dispositif de soin pour les lèvres utilisant la technologie de luminothérapie par LED. Il combine 4 types de luminothérapie pour traiter la zone du contour des lèvres afin de réduire l'apparence des ridules et des rides, et d'améliorer la circulation.

L'appareil comprend des voyants LED, un embout buccal et un bouton de commande avec voyant lumineux. Il est équipé d'une batterie rechargeable pour une utilisation sans fil.

C'est un appareil à usage domestique, disponible sans ordonnance, destiné à un usage personnel. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

4.2 Usage prévu

L'appareil est destiné au traitement des ridules et des rides, et à l'amélioration de la circulation sur la zone du contour des lèvres.

4.3 Contenu de l'emballage

- Masque LED pour les lèvres
- Câble de charge USB *
- Mode d'emploi

* Un adaptateur secteur de classe II DC 5 V, 0,5 A, nécessaire pour charger l'appareil, n'est pas fourni.

4.4 Composants de l'appareil

Veuillez vous reporter au diagramme situé au début de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- Masque LED pour les lèvres (#1)
- Bouton de commande avec le voyant lumineux de la batterie (#2)
- Port de charge (#3)
- Embout buccal (#4)
- Lumières LED (#5)
- Câble de charge USB (#6)

4.5 Commandes de l'appareil

Veuillez vous reporter à diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque élément de commande.

Commande	Action	Fonction/Mode
Bouton de commande avec voyant lumineux de la batterie (#2) 	Appui long (2 secondes)	L'appareil démarre et émet un bip. Le voyant lumineux de la batterie est blanc. L'appareil fonctionne en continu pendant 5 minutes et s'éteint automatiquement.
	Appui long (2 secondes) lorsque l'appareil est allumé.	L'appareil émet deux bips, puis s'éteint.
Paramètres batterie / voyant lumineux (#2) 	Blanc continu	L'appareil est allumé et prêt à être utilisé.
	Vert clignotant	Batterie en charge
	Vert continu	Batterie chargée
Paramètres batterie / voyant lumineux (#2)	Clignotement rouge En fonctionnement, un signal sonore retentit 5 fois et le voyant lumineux clignote en rouge.	Pile faible Le traitement se poursuit pendant les 5 minutes restantes, puis l'appareil s'éteint. Vous devez recharger l'appareil avant la prochaine utilisation.

Commande	Action	Fonction/Mode
Port de charge (#3) 		Port destiné au câble USB pour recharger l'appareil.

4.6 Chargement de la batterie

1. Chargez entièrement l'appareil avant la première utilisation.
2. Branchez la petite extrémité du câble USB (#6) dans le port de charge (#3) de l'appareil.
3. Branchez la grande extrémité du câble USB (#6) sur une source d'alimentation USB compatible (par exemple, un adaptateur secteur USB).
4. Branchez l'adaptateur secteur sur l'alimentation secteur. Le bouton de commande/voyant lumineux de la batterie (#2) clignote en vert.
5. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le bouton de commande/voyant lumineux de la batterie (#2) reste allumé en vert.

Charge initiale



Heures

Charge régulière



Heures

Autonomie par charge



Heures



Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil pendant la charge de la batterie.

 L'icône de la batterie ne change pas de couleur.

5. Séance

5.1 Avant la première utilisation

Effectuez un test de sensibilité avant votre première séance. Si vous êtes sensible au silicone, vous ne devez pas utiliser l'appareil.

1. Placez l'appareil sur la face interne du bras.
2. Maintenez le bouton de commande (**#2**) enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer l'appareil. Laissez l'appareil fonctionner pendant l'intégralité du programme de la séance de 5 minutes.
3. Après la séance test, attendez au moins 6 heures. Si la peau de la face interne du bras présente des rougeurs et/ou des démangeaisons, l'appareil ne vous convient pas. Retournez l'appareil au revendeur dans les 14 jours suivant l'achat.


 Si vous ressentez une sensation de chaleur ou d'inconfort sur la peau, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

5.2 Étapes de la séance

 N'utilisez pas l'appareil sans avoir au préalable retiré les crèmes, lotions ou maquillage du visage avant la séance. Certains ingrédients dans ces produits peuvent provoquer une sensibilité à la lumière ou réduire l'efficacité du traitement.

 Assurez-vous que toutes les pièces de l'appareil sont correctement assemblées avant utilisation.

1. Insérez l'embout buccal (**#4**) dans l'ouverture de l'appareil (**#1**).
2. Assurez-vous que les rainures pour les dents et l'ergot cylindrique sont orientés vers le haut.



3. Poussez l'embout buccal vers l'avant jusqu'à ce que l'ergot cylindrique traverse l'ouverture et soit solidement fixé à l'intérieur de l'appareil.
4. Nettoyez et séchez soigneusement le visage et les mains.
5. Insérez l'embout buccal (**#4**) confortablement dans la bouche.
6. Démarrez l'appareil. Effectuez un appui long sur le bouton de commande (**#2**) pendant 2 secondes. L'appareil émet un seul bip et le voyant lumineux (**#2**) s'allume.
7. Détendez-vous pendant la séance de 5 minutes. Vous pouvez vous allonger si vous le souhaitez.
8. L'appareil fonctionne en continu pendant 5 minutes, puis s'éteint automatiquement.
9. Pour éteindre l'appareil avant la fin de la séance, maintenez le bouton de commande (**#2**) enfoncé pendant 2 secondes. L'appareil émet deux bips.
10. Retirez l'appareil et appliquez vos sérums ou crèmes de soin préférés pour hydrater la peau.



Si vous ressentez une sensation de chaleur ou d'inconfort sur la peau, retirez l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes.

6. Nettoyage, entretien et stockage

Nettoyage

Nettoyez l'appareil après chaque séance.

1. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux humidifié avec de l'eau pour essuyer l'appareil et l'embout buccal (n° 4).
2. Pour les résidus tenaces, essuyez avec un chiffon doux légèrement imprégné d'alcool isopropylique à 70 % maximum.
3. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le ranger et de le réutiliser.



N'utilisez jamais de détergents agressifs, d'acétone ni d'autres liquides abrasifs, car ils endommageraient votre appareil.



N'immergez jamais votre appareil ou l'un de ses composants dans l'eau.



Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.



Ne lavez pas les pièces au lave-vaisselle.

Entretien

- N'effectuez aucune opération de maintenance pendant que l'appareil est en cours d'utilisation ou de charge.
- L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

- N'essayez pas d'ouvrir, de modifier ou de réparer l'appareil vous-même.
- La batterie n'est pas remplaçable. N'essayez pas de la remplacer.

Stockage

- Rangez l'appareil à température ambiante dans un endroit sec.
- Évitez de le stocker dans un environnement poussiéreux, en plein soleil, ou dans des conditions humides.

7. Dépannage

N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer votre appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulerait également votre garantie.

Problème	Cause	Action
Impossible d'allumer l'appareil.	La batterie est faible.	Rechargez l'appareil.
Les voyants LED ne s'allument pas.	L'appareil est défectueux.	Contactez le service à la clientèle.
Le voyant lumineux clignote en rouge pendant l'utilisation.	La tension de la batterie est trop faible.	Rechargez l'appareil. L'appareil termine alors le cycle de traitement en cours, puis s'éteint.
L'appareil ne répond pas aux pressions sur les boutons.	L'appareil est défectueux.	Contactez le service à la clientèle.

Si un problème réapparaît et que votre appareil est toujours sous garantie, retournez-le à votre revendeur.



N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer l'appareil. Si les problèmes persistent, veuillez contacter le service à la clientèle.

8. Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, visitez le site Internet Silk'n de votre pays : www.silkn.com ou www.silkn.ca.

Si votre appareil est endommagé, défectueux, a besoin d'être réparé ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre service client Silk'n le plus proche. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir des sites web.

Numéro du service à la clientèle : 1-800-250-5053 (gratuit)

E-mail : customercarena@silkn.com

9. Pièces de rechange

Vous pouvez remplacer le câble de charge 5 V 0,5 A par un câble de même caractéristique.

10. Garantie

Ce produit est couvert par une garantie d'un an. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service.

Notre service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

- i** Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures causés par une utilisation impropre ou incorrecte.

11. Mise au rebut

Ne mettez pas cet appareil au rebut avec les déchets ménagers. Cet appareil contient des composants électriques et une batterie lithium-ion. Mettez l'appareil au rebut conformément aux réglementations locales, fédérales ou provinciales applicables aux équipements électriques et électroniques.

Contactez l'autorité de gestion des déchets de votre localité pour des informations sur les options de recyclage et de mise au rebut. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.



Mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.

12. Caractéristiques techniques

Modèle	LumiLips FAC07NA
Zone de traitement	Zone périorale (zone autour des lèvres)
Technologie	Luminothérapie par LED

Lumière LED (longueur d'onde ; puissance de sortie optique)	605 nm + 630 nm + 660 nm + 880 nm 40 mW/cm ² ±20 %
Fonctionnement et sécurité	Arrêt automatique après 5 minutes
Dimensions	112 x 85 x 58 mm
Poids du système	86,5 g
Groupe de risque (rayonnement optique)	Groupe exempté
Conditions de fonctionnement	Température : 5 °C à 35 °C
	Humidité relative : ≤ 85 % HR
	Pression atmosphérique : 80 - 106 kPa
	Altitude : ≤ 2 000 mètres
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : -10 °C à 50 °C
	Humidité relative : ≤ 85 % HR
	Pression atmosphérique : 80 - 106 kPa
Courant d'entrée	5 VCC, 0,5 A
Classe de protection	IP25
L'appareil a été testé et est conforme aux normes suivantes	IEC 60601-1 (Sécurité) IEC 60601-1-2 (CEM) IEC 60601-1-11 (Environnement) IEC60601-2-83 (Sécurité des appareils de luminothérapie à domicile)
Durée de vie prévue de l'équipement	1 an

Batterie polymère Li-ion rechargeable	Temps de charge : Environ 3 heures
	Tension nominale : 3,7 V
	Capacité nominale : 500 mAh, 1,85 Wh
	Durée de vie de la batterie : ≥ 300 cycles

13. Conditions environnementales

L'appareil peut résister aux conditions environnementales de test et de transport indiquées dans le tableau.

Température	60 °C $\pm$ 2 °C et 85 % $\pm$ 2 % HR pendant 48 heures, puis température ambiante pendant 2 heures
	-20 °C $\pm$ 2 °C pendant 48 heures, puis température ambiante pendant 2 heures
	40 °C $\pm$ 3 °C et 90 % $\pm$ 2 % HR pendant 48 heures, puis température ambiante pendant 2 heures
	40 °C pendant 2 heures, avec test des fonctions de l'appareil dans cet environnement
	0 °C pendant 2 heures, avec test des fonctions de l'appareil dans cet environnement

- i** Stockez l'appareil pendant au moins 48 heures avant de le transférer dans un environnement opérationnel et avant utilisation.

14. Signes et symboles

FR

	Déclaration ou événement indiquant un problème, un danger potentiel ou imminent lors de l'utilisation de l'appareil.
	Informations importantes concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.
	À utiliser exclusivement en intérieur.
IP25	Classification IP. L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets de plus de 12,5 mm de diamètre et contre les projections d'eau.
	Gardez au sec.
	Conservez à l'écart du feu.
	Positionnez vers le haut.
	Courant continu.
	Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Mettez au rebut conformément aux lois de votre pays et aidez à protéger l'environnement.
	Lithium à l'intérieur.

	La batterie rechargeable intégrée contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Mettre au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans votre région.
	Des interférences peuvent se produire à proximité de l'équipement.
	Degré de protection contre les chocs électriques : partie appliquée de type BF.
	Date de fabrication.
	Fabricant.
	Numéro de série du produit.
	Numéro de référence du produit.
	Appareil médical.
	Veuillez lire le mode d'emploi.

15. Étiquetage

Consultez la section correspondante en anglais.

16. Résultats techniques

Consultez la section correspondante en anglais.

17. Mentions légales

Copyright 2026 © Silkn Beauty Ltd. Tous droits réservés.

Silkn Beauty Ltd. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Silkn Beauty Ltd. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Silkn Beauty Ltd. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est accordée implicitement ou autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Silkn Beauty Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque procédé électronique ou mécanique que ce soit et à quelque fin que ce soit sans la permission écrite expresse de Silkn Beauty Ltd. Les données sont modifiables sans préavis. Silkn Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silkn Beauty Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Silkn' et le logo Silkn' sont des marques déposées de Silkn Beauty Ltd., Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands, www.silkn.com, www.silkn.ca, info@silkn.com.

Índice

1.	Advertencias y precauciones	56
2.	Contraindicaciones	61
3.	Seguridad con Silk'n	62
3.1	Compruebe su tipo de piel.....	63
3.2	Gravedad del acné	63
4.	Conozca su dispositivo	64
4.1	Descripción del dispositivo.....	64
4.2	Uso previsto.....	65
4.3	Contenido del paquete.....	65
4.4	Partes del dispositivo	65
4.5	Controles del dispositivo	66
4.6	Cargar la batería	67
5.	Tratamiento	68
5.1	Antes del primer uso.....	68
5.2	Pasos de tratamiento.....	68
6.	Limpieza, mantenimiento y almacenamiento	70
7.	Resolución de problemas	71
8.	Atención al cliente	72
9.	Piezas de recambio	72
10.	Garantía	72
11.	Eliminación de residuos	73
12.	Especificaciones	73
13.	Condiciones ambientales	75
14.	Signos y símbolos	75
15.	Etiquetado	77
16.	Resultados técnicos	77
17.	Aviso legal	78

1. Advertencias y precauciones

Este dispositivo es potente y debe prestarse especial atención a la seguridad durante su uso. Antes de usar el dispositivo, lea este manual del usuario al completo y guárdelo para futuras referencias. Por favor, lea y siga estrictamente todas las advertencias y precauciones de seguridad. Le recomendamos que se familiarice de nuevo con las instrucciones antes de cada tratamiento.

El dispositivo no está previsto para su uso por parte de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, sin supervisión o instrucciones relativas al uso seguro del equipo, para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.



- Compruebe si la tensión indicada en el dispositivo corresponde a la tensión local de la red antes de su uso, para evitar el riesgo de electrocución o daño permanente al dispositivo.
- Si el enchufe utilizado para cargar el dispositivo tiene malas conexiones, el adaptador se caliente. Asegúrese de que enchufa el dispositivo en un enchufe instalado correctamente para evitar el

riesgo de incendio y quemaduras.

- El adaptador no se suministra con el dispositivo.
- Si el cable de carga está dañado, reemplácelo con un cable del mismo estándar (véase la sección 9. Piezas de recambio).
- Desenchufe siempre el dispositivo tras la carga o si hay un fallo de alimentación para evitar el riesgo de daño al dispositivo.
- No utilice el dispositivo durante la carga.
- No toque el dispositivo, o el cable de carga, con las manos mojadas durante la carga.
- Nunca utilice el dispositivo cerca de agua o donde pueda salpicar agua sobre el dispositivo, o si piensa que ha entrado en contacto con agua.
- No es posible cambiar la batería. No la modifique ni la cambie.
- Este dispositivo puede causar interferencias de frecuencia o puede interferir con el funcionamiento de equipos adyacentes. Si se producen interferencias, deberán tomarse medidas de mitigación apropiadas, como reposicionar o reubicar el dispositivo o proteger el área.

- No mire directamente a la parte de fuente de luz del dispositivo.
- No exponga el dispositivo a radiación óptica dañina.
- Antes de utilizar el dispositivo, debe realizar una prueba de sensibilidad (véase la sección 5.1 Antes del primer uso).
- Utilice el dispositivo únicamente como se describe en este manual del usuario. No se ha probado el uso del dispositivo de una forma distinta a la especificada, y los riesgos son desconocidos.
- No utilice el dispositivo sin retirar antes cremas, lociones o maquillaje del rostro antes del tratamiento. Algunos ingredientes de estos productos pueden causar sensibilidad a la luz o pueden reducir el efecto del tratamiento. Si utiliza el dispositivo sin retirar estos productos, puede causar una reacción de la piel o puede reducir el efecto del tratamiento.
- No utilice el dispositivo si el dispositivo, el cable de carga o el adaptador están dañados de alguna forma.
- Si el dispositivo no funciona normalmente, deje de usarlo de inmediato y póngase en contacto con el fabricante.

- Si se produce algún cambio en el rendimiento del dispositivo, deje de usarlo de inmediato y póngase en contacto con el fabricante lo antes posible.
- Apague y separe el dispositivo de la piel de inmediato si lo nota demasiado caliente o nota su piel demasiado caliente.
- No deje el dispositivo sin vigilancia cuando esté encendido para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.
- Mantenga el dispositivo alejado de superficies calientes.
- No guarde materiales inflamables o explosivos (vaporizadores, petróleo, gas, etc.), cerca del dispositivo.
- No utilice el dispositivo con accesorios de calentamiento o cerca de fuentes de calor.
- No someta el dispositivo a golpes fuertes para evitar el riesgo de daños.
- No doble y apriete excesivamente el cable de carga.
- No exponga el dispositivo al exterior durante demasiado tiempo para evitar la contaminación del dispositivo por parte de plagas.

- No intente modificar el dispositivo de forma alguna. Modificar el dispositivo anulará la garantía. Modificar el dispositivo podría causar descarga eléctrica cuando se utiliza de nuevo el dispositivo. El dispositivo no contiene piezas reparables.
- No conecte este dispositivo a otros dispositivos no descritos en este manual del usuario.
- No utilice accesorios, piezas extraíbles o materiales no descritos en este manual del usuario.
- El dispositivo no debe ser utilizado por niños. Los niños deberían ser supervisados para garantizar que no juegan con el equipo para evitar el riesgo de incendio y quemaduras.
- No ponga el dispositivo al alcance de mascotas o niños para evitar un uso indebido y daños al dispositivo.
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños. Los cables excesivamente largos pueden causar estrangulamiento.
- Evite la inhalación o ingestión de piezas pequeñas.
- Las personas con alergias potenciales a materiales accesibles usados en el dispositivo no deberían usar el dispositivo.

- Utilice únicamente accesorios y cables suministrados o aprobados por Silk'n.
El uso de accesorios o cables no autorizados puede aumentar las emisiones electromagnéticas del dispositivo.
- El dispositivo es un artículo personal y no se recomienda compartirlo con otras personas.

2. Contraindicaciones

No utilice el dispositivo para tratar cualquier afección distinta a las enumeradas en este manual. El dispositivo no ha sido probado para otras afecciones distintas a las enumeradas, y los riesgos son desconocidos.

No utilice si:

- está embarazada, planea quedarse embarazada o está dando el pecho. El dispositivo no ha sido probado en mujeres embarazadas o lactantes, y por tanto el riesgo para el feto, neonato o la mujer embarazada es desconocido.
- tiene tipo de piel Fitzpatrick I o tipo V o tipo VI (propensa a hiperpigmentación).
- tiene antecedentes médicos de ataques epilépticos desencadenados por la luz.
- tiene antecedentes de epilepsia fotosensible.
- padece Lupus eritematoso, eccema fotosensible o albinismo. Si utiliza el dispositivo para tratar el Lupus eritematoso, eccema fotosensible o albinismo, puede causar una reacción grave en la piel.

- padece algún trastorno fotosensible (sensibilidad a la luz). Si utiliza el dispositivo y padece un trastorno fotosensible puede causar una reacción grave en la piel.
- está tomando medicación que puede causar fotosensibilidad. Si utiliza el dispositivo y está tomando medicación que puede causar fotosensibilidad, puede causar una reacción grave en la piel. La fotosensibilidad es un efecto secundario común de varios medicamentos. Estos pueden incluir antibióticos, fármacos de quimioterapia y diuréticos. Si no está seguro sobre algún medicamento, consulte con su médico.
- sufre acné grave.
- se ha quemado la piel en las últimas dos semanas.
- tiene heridas abiertas (evite el tratamiento sobre la zona hasta que cicatricen).

3. Seguridad con Silk'n

El dispositivo tiene las siguientes características de seguridad:

- **Apagado automático:** El dispositivo se apaga automáticamente tras 5 minutos de funcionamiento.
- **Advertencia de batería baja:** Cuando la batería está baja durante el funcionamiento, escuchará un sonido cinco veces y la luz indicadora parpadeará en rojo. El dispositivo completará el ciclo de tratamiento actual y luego se apagará. Cargue el dispositivo antes del próximo uso.

3.1 Compruebe su tipo de piel

Tipo de piel Fitzpatrick

Este dispositivo no es adecuado para todos los tipos de piel. Utilice la tabla para comparar su color de piel con los de la tabla. Esto le ayudará a determinar si el dispositivo es adecuado para usted. Consulte el gráfico de colores de piel en la parte trasera de este manual del usuario.

Tipo de piel	Descripción	¿Puedo usar este dispositivo?
I	Piel muy blanca, que se quema fácilmente con el sol, nunca se broncea.	X No usar.
II	Piel clara, se quema fácilmente, se broncea ligeramente.	✓ Usar con precaución. Reduzca la frecuencia de uso.
III	Piel oliva clara, puede quemarse con el sol, se broncea gradualmente.	✓ Usar de acuerdo con las instrucciones estándar.
IV	Piel oliva/morena clara, se quema y broncea fácilmente.	✓ Usar de acuerdo con las instrucciones estándar.
V	Piel morena, rara vez se quema con el sol, se broncea fácilmente.	X No usar.
VI	Piel morena oscura/negra, nunca se quema con el sol.	X No usar.

3.2 Gravedad del acné

El dispositivo no es adecuado para todas las condiciones. Consulte las imágenes de gravedad del acné en la parte trasera de este manual del usuario para determinar si el dispositivo es adecuado para usted.

Gravedad del acné	Descripción	¿Puedo usar este dispositivo?
Leve (I)	Algunos puntos negros y puntos blancos, algunos granos y pústulas, sin nódulos.	✓ Sí
Moderado (II)	Muchos puntos negros y puntos blancos, algunos granos y pústulas, solo algunos nódulos pequeños.	✓ Sí
Grave (III)	Muchos puntos negros, puntos blancos, granos y pústulas, algunos nódulos.	X No. Este producto no se recomienda para el acné grave ya que no se han establecido los beneficios.

4. Conozca su dispositivo

4.1 Descripción del dispositivo

Este dispositivo es un dispositivo para el tratamiento de los labios que utiliza la tecnología de terapia por luz LED. El dispositivo combina cuatro tipos de terapia de luz para tratar la región perioral para reducir la apariencia de líneas de expresión y arrugas y aumentar la circulación.

El dispositivo incluye luces LED, una pieza bucal y un botón de control con luz indicadora. Tiene batería recargable para su uso sin cable.

Es un dispositivo de venta libre para uso doméstico y personal. No utilice el dispositivo para ningún fin distinto de los descritos en este manual del usuario.

4.2 Uso previsto

El dispositivo está previsto para el tratamiento de líneas de expresión y arrugas y para aumentar la circulación dentro de la región perioral. .

4.3 Contenido del paquete

- Máscara labial LED
- Cable de carga USB*
- Manual del usuario

* Se requiere un cargador eléctrico de Clase II CC 5V, 0,5 A para cargar el dispositivo; no suministrado.

4.4 Partes del dispositivo

Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada función.

- Máscara labial LED (#1)
- Botón de control con luz indicadora de batería (#2)
- Puerto Carga (#3)
- Pieza bucal (#4)
- Luces LED (#5)
- Cable de carga USB (#6)

4.5 Controles del dispositivo

Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada control.

Control	Acción	Función/Modo
Botón de control con luz indicadora de batería (#2) 	Pulsación larga (2 segundos)	El dispositivo se inicia y emite un tono. La luz indicadora de batería está de color blanco. El dispositivo funciona continuamente durante cinco minutos y se apaga automáticamente.
	Pulsación larga (2 segundos) cuando el dispositivo está encendido.	El dispositivo emite dos tonos y se apaga.
Ajustes de la luz indicadora de batería (#2) 	Blanco constante	El dispositivo está listo para su uso.
	Verde intermitente	Cargando batería
Ajustes de la luz indicadora de batería (#2)	Verde constante	Batería cargada
	Parpadeo en rojo	Batería baja
	Durante el funcionamiento, escuchará un tono cinco veces y la luz indicadora parpadeará en rojo.	El tratamiento continuará durante los 5 minutos restantes y se apagará. Debe cargar el dispositivo antes del próximo uso.

Control	Acción	Función/Modo
Puerto Carga (#3) 		Puerto para el cable USB para cargar el dispositivo.

4.6 Cargar la batería

1. Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
2. Conecte el extremo más pequeño del cable USB **(#6)** en el puerto Carga **(#3)** del dispositivo.
3. Conecte el extremo más grande del cable USB **(#6)** en una fuente de alimentación USB compatible (por ejemplo, el adaptador de corriente USB).
4. Conecte el adaptador de corriente a la red eléctrica. El botón de control/luz indicadora de batería **(#2)** parpadea en verde.
5. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el botón de control/luz indicadora de batería **(#2)** estará en verde constante.



⚠ No puede utilizar el dispositivo cuando carga la batería.

⚠ El icono de la batería no cambia de color.

5. Tratamiento

5.1 Antes del primer uso

Realice una prueba de sensibilidad antes de su primer tratamiento. Si es sensible a la silicona, no debería usar el dispositivo.

1. Coloque el dispositivo sobre la parte interna del brazo.
2. Pulse el botón de control (**#2**) durante dos segundos para iniciar el dispositivo. Permita que el dispositivo funcione durante el programa de tratamiento completo de cinco minutos.
3. Tras la prueba de tratamiento, espere al menos seis horas. Si la piel de la parte interna del brazo aparece roja y/o pica, el dispositivo no es adecuado para usted. Devuelva el dispositivo al comercio en un plazo de 14 días tras la compra.


 Si nota su piel demasiado caliente o molesta, deje de usar el dispositivo de inmediato.

5.2 Pasos de tratamiento

 No utilice el dispositivo sin retirar antes cremas, lociones o maquillaje del rostro antes del tratamiento. Algunos ingredientes de estos productos pueden causar sensibilidad a la luz o pueden reducir el efecto del tratamiento.

 Asegúrese de que todas las piezas del dispositivo están bien montadas antes de su uso.

1. Inserte la pieza bucal (**#4**) en la abertura del dispositivo (**#1**).
2. Asegúrese de que las crestas dentadas y el vástago circular estén orientados hacia arriba.



3. Empuje la pieza bucal hacia adelante hasta que el vástago circular pase a través de la abertura y se asiente de forma segura dentro del dispositivo.
4. Limpie y seque bien su cara y sus manos.
5. Inserte la pieza bucal (**#4**) cómodamente en la boca.
6. Inicie el dispositivo. Pulse durante 2 segundos el botón de control (**#2**). El dispositivo emite un tono y la luz indicadora (**#2**) se enciende.
7. Relájese durante el tratamiento de cinco minutos. Si quiere, puede tumbarse.
8. El dispositivo funciona continuamente durante cinco minutos y a continuación, se apaga automáticamente.
9. Para apagar el dispositivo antes de que finalice el tratamiento, pulse durante 2 segundos el botón de control (**#2**). El dispositivo emite dos tonos.
10. Retire el dispositivo y aplique sus sérums o cremas favoritos para hidratar la piel.



Si nota que su piel está caliente o nota molestias, retire el dispositivo de su piel. El dispositivo se apaga automáticamente tras 5 minutos.

6. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

Limpieza

Limpie el dispositivo después de cada tratamiento.

1. Utilice un paño suave sin pelusa humedecido con agua para limpiar el dispositivo y la pieza bucal (#4).
2. Para residuos más resistentes, limpie con un paño suave ligeramente humedecido con alcohol isopropílico con una concentración máxima del 70 %.
3. Asegúrese de que el dispositivo está completamente seco antes de guardarlo.

 Nunca utilice detergentes agresivos, u otros líquidos abrasivos, porque dañarán su dispositivo.

 Nunca sumerja su dispositivo o ninguna de sus partes en agua.

 Apague el dispositivo antes de limpiarlo.

 No introduzca ninguna de sus piezas en el lavavajillas.

Mantenimiento

- No realice ninguna tarea de mantenimiento cuando el dispositivo está en uso o cargándose.
- El dispositivo no contiene piezas reparables.
- No intente abrir, modificar o reparar el dispositivo.
- No es posible cambiar la batería. No intente cambiarla.

Almacenamiento

- Guarde el dispositivo a temperatura ambiente en condiciones secas.
- Evite guardarlo donde haya polvo, bajo la luz solar directa o en condiciones de humedad.

7. Resolución de problemas

No intente abrir ni reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y puede sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

Problema	Causa	Acción
No se puede encender el dispositivo.	La batería está demasiado baja.	Cargue el dispositivo.
La luz LED no se ilumina.	El dispositivo está averiado.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La luz indicadora parpadea en rojo durante el uso.	La tensión de la batería es demasiado baja.	Cargue el dispositivo. El dispositivo completará el ciclo de tratamiento actual y luego se apagará.
El dispositivo no responde a las pulsaciones del botón.	El dispositivo está averiado.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Si el problema persiste y su dispositivo está en periodo de garantía, devuélvalo a su proveedor.

- ⚠ No intente abrir ni reparar el dispositivo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

8. Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: www.silkn.com o www.silkn.ca.

Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, póngase en contacto con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en nuestro sitios web.

Número de asistencia: 1-800-250-5053 (gratuito)

Correo electrónico: customercarena@silkn.com

9. Piezas de recambio

Puede cambiar el cable de carga de 5V 0,5 A con un cable del mismo estándar.

10. Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de un año. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio.

Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle.

- i** El fabricante no se hará responsable de ningún daño o lesión causada por un uso inadecuado o incorrecto.

11. Eliminación de residuos

No deseche el dispositivo con la basura doméstica. Este dispositivo contiene componentes eléctricos y una batería de iones de litio. Deseche el dispositivo de acuerdo con las regulaciones locales, estatales o provinciales aplicables para equipos eléctricos y electrónicos.

Póngase en contacto con su autoridad de gestión de residuos para obtener información sobre las opciones de reciclaje y eliminación. Asegúrese de que el dispositivo está descargado antes de desecharlo.



Deseche los materiales del embalaje por separado en los contenedores correspondientes. Deseche el cartón en el contenedor de papel y el plástico transparente en el contenedor de envases reciclables.

12. Especificaciones

Modelo	LumiLips FAC07NA
Zona de tratamiento	Región perioral (área alrededor de los labios)
Tecnología	Terapia con luz LED
Luz LED (longitud de onda; potencia de salida óptica)	605nm + 630nm + 660nm + 880nm 40mW/cm ² ±20 %
Funcionamiento y seguridad	Apagado automático tras 5 minutos

Dimensiones:	112 x 85 x 58 mm
Peso del conjunto	86,5 gr
Grupo de riesgo (radiación óptica)	Grupo exento
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 5°C a 35°C
	Humedad relativa: ≤85% RH
	Presión atmosférica: 80-106 kPa
	Altitud: ≤2000 metros
Transporte y almacenamiento entre usos y condiciones de almacenamiento	Temperatura: -10°C a 50°C
	Humedad relativa: ≤85% RH
	Presión atmosférica: 80-106 kPa
Entrada de alimentación	CC 5V, 0,5A
Grado de protección	IP25
Este dispositivo ha sido probado y cumple con estos estándares.	CEI 60601-1-(seguridad) CEI 60601-1-2 (CEM) CEI 60601-1-11 (medio ambiente) IEC60601-2-83 (Seguridad de equipos de terapia de luz domésticos)
Vida útil prevista del equipo	1 año
Batería de polímeros de iones de litio recargable	Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas
	Tensión nominal: 3,7V
	Capacidad nominal: 500mAh, 1,85Wh
	Vida útil de la batería (en ciclos): ≥300 ciclos

13. Condiciones ambientales

El dispositivo puede resistir condiciones ambientales para prueba y transporte como se lista en la tabla.

Temperatura	$60 \pm 2^{\circ}\text{C}$ y $85\% \pm 2\%$ RH durante 48 horas, luego a temperatura ambiente durante 2 horas
	$-20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas, luego a temperatura ambiente durante 2 horas
	$40^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ y $90\% \pm 2\%$ RH durante 48 horas, luego a temperatura ambiente durante 2 horas
	40°C durante 2 horas, con funciones del dispositivo evaluadas en este entorno
	0°C durante 2 horas, con funciones del dispositivo evaluadas en este entorno

- i** Guarde el dispositivo durante al menos 48 horas antes de transferirlo al entorno operativo y antes de su uso.

14. Signos y símbolos

	Una declaración o evento que indica un peligro posible o inminente o un problema cuando se utiliza el dispositivo.
	Información importante sobre el uso y mantenimiento del dispositivo.
	Para uso en interiores únicamente.

IP25	Clasificación de IP El dispositivo está protegido contra la penetración de objetos de más de 12,5 mm de diámetro, y contra salpicaduras de agua.
	Mantener seco.
	Mantener alejado del fuego.
	Poner en vertical.
	Corriente directa.
	No deseche el dispositivo junto con los residuos domésticos normales. Deséchelo de acuerdo con la legislación de su país y ayude a proteger el medio ambiente.
	Contiene ion-litio.
	La batería recargable integrada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Desechar según la normativa local.
	Pueden producirse interferencias en las cercanías del equipo.
	Grado de protección contra descargas eléctricas: parte aplicada al paciente de tipo BF.
	Fecha de fabricación.

	Fabricante.
	Número de serie del producto.
	Número de referencia de producto.
	Dispositivo médico.
	Lea el manual del usuario.

15. Etiquetado

Consulte la sección correspondiente en inglés.

16. Resultados técnicos

Consulte la sección correspondiente en inglés.

17. Aviso legal

Copyright 2026 © Silkn Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

Silkn Beauty Ltd. se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en sus especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Silkn Beauty Ltd. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Silkn Beauty Ltd. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente ni derechos de patente de Silkn Beauty Ltd. No está permitido reproducir ni transmitir ninguna parte del presente documento en formato o medio alguno, ya sea electrónico o mecánico, para cualquier propósito sin el permiso expreso y por escrito de Silkn Beauty Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa. Silkn Beauty Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente contemplado en cualquier contrato por escrito con Silkn Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands, www.silkn.com, www.silkn.ca, info@silkn.com.

Silk'n®

Acne / Acné



I

Mild
Léger
Leve



II

Moderate
Modéré
Moderado



III

Severe
Sévère
Grave

Skin / Peau / Piel



Acne images: <https://dermnetnz.org/topics/acne-vulgaris>



SN-010835-EI-1

Issue date: 06/2026

Silk'n[®]Beauty

Manufactured for:



Silk'n Beauty Ltd.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam

The Netherlands

www.silkn.com • www.silkn.ca • info@silkn.com