

Silk'n®

Beautiful Technology

REVIT ESSENTIAL

H4201




EN
DE
FR
NL
ES
PT
GR
TR
IT
NO
SV
DA

- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DE USUARIO
- PT MANUAL DO UTILIZADOR

- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE D'USO
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- DA BRUGERMANUAL

A



Legal notice

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Table of contents

1	Package contents/device parts _____	5
2	General information _____	5
2.1	Reading and storing the user manual _____	5
2.2	Explanation of symbols _____	5
3	Safety _____	7
3.1	Proper use _____	7
3.2	Safety instructions _____	7
4	Checking the product and package contents _____	12
5	Understanding the product _____	12
6	Possible side effects _____	12
7	Preparing for your treatment _____	13
7.1	Treatment areas _____	13
7.2	Attaching and replacing the treatment tips _____	14
8	Operation _____	14
8.1	Recommended precautions _____	14
8.2	Treatment steps _____	15
9	Cleaning and maintenance _____	15
9.1	Cleaning the main unit and treatment tips _____	15
9.2	Cleaning and replacing the filter _____	16
10	Storage _____	16
11	Troubleshooting _____	16
12	Technical data _____	17
13	Disposal _____	18
13.1	Disposing of the packaging _____	18
13.2	Disposing of the product _____	18
14	Warranty _____	19
15	Customer service _____	19

I Package contents/device parts

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Treatment tip
(Fine / Coarse), 2×* | 5 Control button (⏻) |
| 2 Rubber cap, 4×* | 6 Adapter socket |
| 3 Filter, 31×* | 7 AC/DC adapter (with cable) |
| 4 Main unit | |

*One piece is already attached to the main unit.

2 General information

2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this ReVit Essential (hereafter referred to as the “product”), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



This symbol identifies electrical devices that belong to the protection class III (main unit).



This symbol indicates the polarity of the current at the adapter socket.



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).



This symbol identifies voltage and the current rating for direct current.

IP20

The AC/DC adapter is protected against solid objects up to 12 mm.



The international efficiency mark indicates that the power supply meets the level VI requirements (AC/DC adapter).



The AC/DC adapter is equipped with a short-circuit proof safety transformer.



The AC/DC adapter has a switching power supply.



This symbol identifies electrical devices that belong to the protection class II (AC/DC adapter).



If the adapter is damaged or the pins are bent, you must discard and stop using the adapter.



The word "GS" stands for tested safety. Products marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (ProdSG) (AC/DC adapter).

3 Safety

3.1 Proper use

The product is exclusively designed as an over-the-counter device for the exfoliation of the upper layer of the skin for a fresher appearance. It is intended for treatment of the face, neck and hands. Dull and sun-damaged skin can also be treated.


The product is only intended for private use and not suitable for commercial purposes. Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

3.2 Safety instructions

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only connect the product if the line voltage of the socket corresponds to the data on the rating plate of the AC/DC adapter.
- Only connect the AC/DC adapter to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains supply in the event of a problem.
- The product is only to be used with the AC/DC adapter provided. Do not use the AC/DC adapter for other purposes.
- If the supply cord of the AC/DC adapter is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never use the AC/DC adapter if it has a damaged cable or plug, it is not working properly, or has been submerged in water.

If that happens, unplug the AC/DC adapter immediately.

- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
-  Keep the product and AC/DC adapter away from water or liquids. Do not use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not reach for the product or AC/DC adapter if they have fallen into water. Unplug immediately before retrieving either of them. Failure to unplug the product and/or the AC/DC adapter may result in an electric shock!
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the AC/DC adapter when you are not using the product.
- Never touch the housing and AC/DC adapter with wet or damp hands.

- Never insert any objects into the housing.
- Do not pull the AC/DC adapter out of the socket by the cable; instead, always pull it out by the adapter itself. Never move, pull, or carry the product by the cable.
- Keep the product and AC/DC adapter away from open flames and hot surfaces.
- Lay the cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not kink the cable, wrap it around the product, or lay it over sharp edges.
- Only use the product indoors.



WARNING! DANGER FOR CHILDREN AND PERSONS WITH IMPAIRED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE.

- The product cannot be used by children, persons under the age of 16 and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge in how to use the product. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by unsupervised children.
- Keep children under the age of 8 away from the product and AC/DC adapter.
- Make sure that children do not play with the

plastic wrapping. They may get caught in it when playing and suffocate.

- The product contains small parts. Keep them away from small children.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not use the product if you have:
 - Rosacea.
 - Poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
 - Abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.
 - Received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
 - Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
 - Any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.
- Do not treat areas that have:
 - Active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), moles or warts, abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
 - A history of herpes outbreaks.
 - Traumatized or injured skin.

- Had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day) or if you have tanned or sunburnt skin (wait 3 days).
- Do not use the product on nipples or genitals.
- Use the low suction mode if you experience any discomfort.
- Stop using the product immediately if your skin turns very red.
- Remove all jewellery before treatments.
- Protect your skin with SPF 30 or higher if you expose your skin to the sun after using the product.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not use adapters, attachments or accessories not recommended by the manufacturer.
- Do not place the product on the edge of a surface to avoid dropping.
- Stop using the product if its plastic parts exhibit cracks or breaks or are deformed.
- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers and the like.

4 Checking the product and package contents

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
1. Take the product out of the packaging.
 2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
 3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

5 Understanding the product

The product is a dual-action therapy device designed for home use. It combines microdermabrasion exfoliation and vacuum stimulation.

Microdermabrasion exfoliation

- Promotes gentle, non-abrasive exfoliation to allow for smoother, fresher skin.
- Helps improve skin tone, texture and elasticity.
- Helps reduce the appearance of fine lines around the eyes, age spots and shallow scars.

Vacuum stimulation

- Helps stimulate the blood circulation for smoother, more youthful looking skin.
- Brings some impurities to the surface.
- Collects dead skin cells for disposal.

6 Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings, complications and side effects are uncommon. All cosmetic procedures, including those designed for home use, involve some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and



accept the risks and complications that may occur. Consult your physician if you experience any persistent symptoms.


Adverse reaction	Risk
Bruising: You may experience slight bruising which should disappear after 2–3 days.	Minor
Skin redness: You may experience dilation of the superficial blood capillaries. This may result in some redness for a few days. Additionally, some capillaries may present red spots that will also subside with time. In such cases, immediately cool the area with cold water.	Minor

7 Preparing for your treatment

7.1 Treatment areas

Familiarise yourself with these treatment areas and their treatment recommendations.

Treatment area	Recommendation
Forehead, cheeks and chin 	Move the product over your skin from the centre outward.
Eyes and nose 	Use short upward strokes for the area around your eyebrows. Avoid the eyelids. For the areas under the eyes, start next to the nose and go outwards, towards the hairline. For the nose area, use straight downward strokes following the curve of the nose and the contour of the cheekbones.

Treatment area	Recommendation
Neck 	Use smooth, downward strokes for the whole neck area.

7.2 Attaching and replacing the treatment tips

The product has two treatment tips (Fine and Coarse, indicated on the treatment tip) **1**. We recommend that you start with the fine treatment tip.

- i** Use the fine treatment tip for general treatment or delicate finishing, and the coarse treatment tip for heavy duty exfoliation.

To attach and replace the treatment tips:

1. Make sure the main unit **4** is not connected to the AC/DC adapter **7**.
2. Remove the current treatment tip from the main unit by pulling it off gently.
3. Attach the other treatment tip on the main unit. Make sure the treatment tip is firmly in place before use.

8 Operation

8.1 Recommended precautions

- Before you treat an area for the first time, do a spot test on a small area of skin. Continue the treatment if you have no adverse reaction.
- We recommend that you start with the low suction mode and move to the high mode after 2–3 treatments. If you experience any discomfort, work the treatment area in low suction mode.
- To start with, work each area 2–4 times. When your skin is used to the treatment, you may increase to 4–6 times.
- It is recommended not to use the product more than twice a week.
- Stop immediately if you feel any discomfort.

8.2 Treatment steps

1. Make sure your skin is clean, dry and free from powder, cream or gel.
2. Make sure the rubber cap **2**, filter **3** and treatment tip **1** are firmly in place on the main unit **4**.

We recommend that you start with the fine treatment tip (see section "Attaching and replacing the treatment tips").

3. Connect the cable of the AC/DC adapter **7** to the adapter socket **6**.
4. Connect the AC/DC adapter to a mains socket.
5. Press the control button (**⏻**) **5** to turn the product on. The product is ready for use in the low suction mode.
6. Apply the treatment tip firmly to your skin so that you feel the suction. Treat each area as recommended in the section "Treatment areas".
7. If necessary, press the control button (**⏻**) again to change from low to high suction mode.
8. When done, press the control button (**⏻**) once or twice to turn the product off (depending on the current suction mode).
9. Disconnect the AC/DC adapter from the adapter socket and mains socket.



Avoid direct sunlight and apply SPF 30 or higher immediately after a treatment. You may also wish to apply a facial mask, or a day or night cream.

9 Cleaning and maintenance

9.1 Cleaning the main unit and treatment tips

1. Disconnect the product from the mains socket.
2. Wipe the main unit **4** with a damp cloth. Then wipe it completely dry with a dry cloth.
3. To clean the treatment tips **1**, first remove them from the main unit. Wash the treatment tips with soap and water, then dry them thoroughly.

It is recommended to replace the treatment tips every 6 months, or earlier if the abrasive ends of the tips are damaged.

9.2 Cleaning and replacing the filter

The filter **3** needs cleaning or replacing due to the build-up of discarded skin. It is recommended that you do this every few treatments.

1. Gently pull the treatment tip off from the main unit.
2. Remove the rubber cap **2** and then remove the filter.
3. To clean the filter, brush off any debris with a soft brush, then place it back on the main unit. To change a filter, remove the current filter and insert a new one.
4. Place the rubber cap back into position, then put the treatment tip back on the main unit, making sure that they are firmly connected.



You can purchase new filters and treatment tips on our website at www.silkn.eu. For replacement rubber caps or AC/DC adapters, please contact Customer Service.

10 Storage

All parts must be completely dry before being stored. Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.

11 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not operate.	Make sure the AC/DC adapter is properly connected to the product and a mains socket.
I don't feel any suction when the product touches my skin.	Make sure the product is turned on, and check that the filter, rubber cap and treatment tip are placed on the main unit correctly.

I2 Technical data

Model:	H420I
Technology:	Air vacuum filling tip
Input power:	12 V \approx 0.2 A
Protection class:	III
Weight:	110 g
IP code:	IPX0
Transport & storage between uses and storage condition	
Temperature:	-40 °C to +70 °C
Relative humidity:	10 % to 90 %
Atmospheric pressure:	500 to 1060 hPa
Operating conditions	
Temperature:	10 °C to 35 °C
Relative humidity:	30 % to 75 %
Atmospheric pressure:	700 to 1060 hPa

AC/DC adapter

Model number:	EHI200-0500WG (EU) EHI200-0500WE (GB)
Input:	100–240 V~ 50/60 Hz 0.2 A
Output:	12 V \approx 0.5 A 6.0 W
Output power:	6.0 W
Protection class:	II
IP code:	IP20

Published information	Value and precision	Unit
Name or trademark of the manufacturer, commercial register number and address:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	

Published information	Value and precision	Unit
Model identifier:	EHI200-0500WG (EU) EHI200-0500WE (GB)	
Input voltage:	100–240	V
Input alternating current frequency:	50/60	Hz
Output voltage:	12	V
Output current:	0.5	A
Output power:	6	W
Average efficiency during operation:	81.89	%
Efficiency at low load (10 %):	79.97	%
Power consumption at zero load:	0.032	W

13 Disposal

13.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

13.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



Old appliances may not be disposed of in household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county.** This ensures that old appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative

consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

14 Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

15 Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: www.silkn.eu. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Service number: 0906-2130009

Email: customercareuk@silkn.eu

Rechtlicher Hinweis

Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Die Niederlande

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhaltsverzeichnis

DE	1	Lieferumfang/Geräteteile _____	22
	2	Allgemeines _____	22
	2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren _____	22
	2.2	Symbolerklärung _____	22
	3	Sicherheit _____	24
	3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch _____	24
	3.2	Sicherheitshinweise _____	24
	4	Produkt und Lieferumfang prüfen _____	30
	5	Grundlegendes zum Produkt _____	30
	6	Mögliche Nebenwirkungen _____	31
	7	Behandlung vorbereiten _____	31
	7.1	Behandlungsbereiche _____	31
	7.2	Behandlungsaufsätze anbringen und wechseln _____	32
	8	Bedienung _____	33
	8.1	Empfohlene Vorkehrungen _____	33
	8.2	Behandlungsschritte _____	33
	9	Reinigung und Wartung _____	34
	9.1	Haupteinheit und Behandlungsaufsätze reinigen _____	34
	9.2	Filter reinigen und wechseln _____	34
	10	Aufbewahrung _____	35
	11	Fehlersuche _____	35
	12	Technische Daten _____	35
	13	Entsorgung _____	37
	13.1	Verpackung entsorgen _____	37
	13.2	Produkt entsorgen _____	37
	14	Garantieinformationen _____	38
	15	Kundenservice _____	38

I Lieferumfang/Geräteteile

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------|
| 1 | Behandlungsaufsatz
(Fein/Grob), 2×* | 5 | Steuerungstaste (⏻) |
| 2 | Gummikappe, 4×* | 6 | Netzteilanschluss |
| 3 | Filter, 3 l ×* | 7 | AC/DC-Netzteil (mit Kabel) |
| 4 | Haupteinheit | | |

*Ein Stück ist bereits an der Haupteinheit montiert.

2 Allgemeines

2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem ReVIt Essential (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die zur Schutzklasse III gehören (Haupteinheit).



Dieses Symbol gibt die Polarität des Stroms am Netzteilanschluss an.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Dieses Symbol kennzeichnet die Bemessungsspannung und den Bemessungsstrom für Gleichstrom.

IP20

Das AC/DC-Netzteil ist gegen Festkörper bis 12 mm Größe geschützt.



Das internationale Effizienzkennzeichen gibt an, dass die Stromversorgung die Anforderungen der Stufe VI erfüllt (AC/DC-Netzteil).



Das AC/DC-Netzteil ist mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstrafo ausgestattet.



Das AC/DC-Netzteil verfügt über ein Schaltnetzteil.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte der Schutzklasse II (AC/DC-Netzteil).



Wenn das Netzteil beschädigt ist oder die Stifte verbogen sind, müssen Sie das Netzteil entsorgen und dürfen es nicht weiter verwenden.

Die Kennzeichnung „GS“ steht für „geprüfte Sicherheit“. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die Vorgaben des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) (AC/DC-Netzteil).



3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ein Gerät für den freien Handel und dient ausschließlich dem Peeling der oberen Hautschicht für ein frischeres Erscheinungsbild. Es ist für die Behandlung von Gesicht, Hals und Händen vorgesehen. Fahle und von der Sonne geschädigte Haut kann damit ebenfalls behandelt werden.

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.


3.2 Sicherheitshinweise



WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Daten auf dem Typenschild des AC/DC-Netzteils übereinstimmt.
- Schließen Sie das AC/DC-Netzteil nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten AC/DC-Netzteil verwendet werden. Verwenden Sie das AC/DC-Netzteil nicht für andere Zwecke.
- Wenn das Netzkabel des AC/DC-Netzteils beschädigt ist, muss es vom Hersteller,

seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen gewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Verwenden Sie das AC/DC-Netzteil nie, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es in Wasser getaucht wurde. Trennen Sie in diesem Fall sofort das AC/DC-Netzteil.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
-  Halten Sie das Produkt und das AC/DC-Netzteil von Wasser oder Flüssigkeiten fern. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Gefäßen.
- Greifen Sie nicht nach dem Produkt oder dem AC/DC-Netzteil, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie es sofort von der

Stromversorgung, bevor Sie danach greifen. Wenn Sie das Produkt und/oder das AC/DC-Netzteil nicht von der Stromversorgung trennen, kann dies zu einem Stromschlag führen!

- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie immer das AC/DC-Netzteil von der Stromversorgung, wenn Sie das Produkt nicht verwenden.
- Fassen Sie das Gehäuse und das AC/DC-Netzteil niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Ziehen Sie das AC/DC-Netzteil nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Netzteil selbst an. Transportieren, ziehen oder tragen Sie das Produkt nie am Kabel.
- Halten Sie das Produkt und das AC/DC-Netzteil von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Kabel nicht, wickeln Sie es nicht um das Produkt und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.

DE

! WARNUNG! GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN.

- Das Produkt darf nicht von Kindern und Personen unter 16 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bezüglich der Verwendung des Produkts verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Produkt und dem AC/DC-Netzteil fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Das Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie sie von Kleinkindern fern.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

DE

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Folgendes auf Sie zutrifft:
 - Sie haben Rosazea.
 - Bei Ihnen liegen schlecht eingestellte endokrine Störungen wie Diabetes und Schilddrüsenprobleme vor.
 - Ihr Hautzustand ist aufgrund von Diabetes, systemischen oder Stoffwechselerkrankungen unnormale.
 - Sie haben innerhalb der letzten 3 Monate eine Strahlungs- oder Chemotherapie erhalten, oder Bereiche Ihrer Haut weisen bösartige Tumore auf.
 - Sie haben innerhalb der letzten 6 Monate ärztlich verschriebene Medikamente auf Ihrer Haut angewandt.
 - Laut Aussage Ihres Arztes oder Hautarztes ist die Behandlung in Ihrem Zustand nicht sicher.
- Behandeln Sie keine Bereiche mit:
 - Aktiven Ekzemen, Schuppenflechte, Wunden, offenen Wunden oder Infektionen (Bläschen), Leberflecken oder Warzen, unnormalem Hautzustand infolge von systemischen oder Stoffwechselerkrankungen (z. B. Diabetes).

- Herpesausbrüchen in der Vergangenheit.
- Traumatisierter oder verletzter Haut.
- Kürzlichem ungeschütztem Kontakt mit der Sonne (1 Tag warten) oder wenn Ihre Haut gebräunt oder von der Sonne verbrannt ist (3 Tage warten).
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf den Brustwarzen oder im Genitalbereich.
- Verwenden Sie den Modus mit geringer Saugkraft, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr, wenn sich Ihre Haut stark rötet.
- Legen Sie vor den Behandlungen Ihren gesamten Schmuck ab.
- Schützen Sie Ihre Haut mit dem Lichtschutzfaktor 30 oder höher, wenn Sie Ihre Haut nach der Verwendung des Produkts der Sonne aussetzen.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie keine Adapter, Aufsätze oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand einer Oberfläche, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

4 Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

5 Grundlegendes zum Produkt

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Therapiegerät mit Zweifachwirkung, das für den Hausgebrauch konzipiert ist. Es kombiniert ein Mikrodermabrasions-Peeling mit einer Vakuumstimulierung.

Mikrodermabrasions-Peeling

- Fördert das sanfte, nicht abrasive Peeling für eine glattere, frischere Haut.
- Trägt zur Verbesserung des Hauttons, der Hauttextur und der Hautelastizität bei.
- Hilft dabei, feine sichtbare Linien um die Augen herum, Altersflecken und oberflächliche Narben zu reduzieren.

Vakuumstimulierung

- Trägt zur Stimulierung der Blutzirkulation für eine glattere, jünger wirkende Haut bei.
- Bringt einige Unreinheiten an die Oberfläche.
- Erfasst tote Hautzellen für deren Entfernung.

6 Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie alle Anweisungen befolgen und alle Warnungen beachten, kommt es nur selten zu Komplikationen und Nebenwirkungen. Ein gewisses Risiko ist mit allen Kosmetikprodukten verbunden, einschließlich derer, die für den Hausgebrauch konzipiert sind. Daher ist es wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen verstehen, die auftreten können. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn bei Ihnen dauerhafte Symptome auftreten.

Nebenwirkung	Risiko
Fleckenbildung: Möglicherweise kommt es zu einer leichten Fleckenbildung. Diese Flecken sollten nach 2 bis 3 Tagen verschwinden.	Gering
Hautrötung: Möglicherweise weiten sich die oberflächlichen Blutkapillare. Dies kann für ein paar Tage zu einer Rötung führen. Zudem weisen einige Kapillare möglicherweise rote Flecken auf, die mit der Zeit ebenfalls abklingen. Kühlen Sie in diesen Fällen den Bereich umgehend mit kaltem Wasser.	Gering

7 Behandlung vorbereiten

7.1 Behandlungsbereiche

Machen Sie sich mit diesen Behandlungsbereichen und den entsprechenden Behandlungsempfehlungen vertraut.

Behandlungsbereich	Empfehlung
Stirn, Wangen und Kinn 	Bewegen Sie das Produkt von der Mitte ausgehend nach außen über die Haut.
Augen und Nase 	Machen Sie im Bereich um die Augenbrauen herum kurze Aufwärtsbewegungen. Meiden Sie die Augenlider. Beginnen Sie für die Bereiche unter den Augen neben der Nase, und führen Sie das Produkt nach außen in Richtung Haaransatz. Machen Sie im Bereich der Nase gerade Abwärtsbewegungen, und folgen Sie dabei der Krümmung der Nase und der Kontur der Wangenknochen.
Hals 	Machen Sie im gesamten Bereich des Halses sanfte Abwärtsbewegungen.

7.2 Behandlungsaufsätze anbringen und wechseln

Das Produkt verfügt über zwei Behandlungsaufsätze (Fein und Grob, Angabe auf dem Behandlungsaufsatz) **11**. Es wird empfohlen, mit dem feinen Behandlungsaufsatz zu beginnen.

- i** Verwenden Sie den feinen Behandlungsaufsatz zur allgemeinen Behandlung oder zur abschließenden Feinbearbeitung und den groben Behandlungsaufsatz für das Grob-Peeling.

So bringen Sie Behandlungsaufsätze an und wechseln sie:

1. Stellen Sie sicher, dass die Haupteinheit **4** nicht mit dem AC/DC-Netzteil **7** verbunden ist.
2. Entfernen Sie den aktuellen Behandlungsaufsatz von der Haupteinheit, indem Sie ihn vorsichtig abziehen.

3. Bringen Sie den anderen Behandlungsaufsatz an der Haupteinheit an. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Behandlungsaufsatz fest sitzt.

DE

8 Bedienung

8.1 Empfohlene Vorkehrungen

- Führen Sie vor der erstmaligen Behandlung eines Bereichs einen punktuellen Test in einem kleinen Hautbereich durch. Setzen Sie die Behandlung fort, wenn keine Nebenwirkungen auftreten.
- Es wird empfohlen, mit dem Modus mit geringer Saugkraft zu beginnen und nach 2 bis 3 Behandlungen in den Modus mit hoher Saugkraft zu wechseln. Wenn Sie sich in irgendeiner Art und Weise unwohl fühlen, behandeln Sie den jeweiligen Bereich im Modus mit geringer Saugkraft.
- Bearbeiten Sie die einzelnen Bereiche zunächst 2 bis 4 mal. Wenn sich Ihre Haut an die Behandlung gewöhnt hat, können Sie auf 4 bis 6 mal erhöhen.
- Es wird empfohlen, das Produkt maximal zweimal wöchentlich zu verwenden.
- Beenden Sie die Behandlung sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen.

8.2 Behandlungsschritte

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber, trocken und frei von Puder, Creme oder Gel ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Gummikappe **2**, der Filter **3** und der Behandlungsaufsatz **1** sicher an der Haupteinheit **4** angebracht sind.

Es wird empfohlen, mit dem feinen Behandlungsaufsatz zu beginnen (siehe Abschnitt „Behandlungsaufsätze anbringen und wechseln“).

3. Schließen Sie das Kabel des AC/DC-Netzteils **7** an den Netzteilanschluss **6** an.
4. Schließen Sie das AC/DC-Netzteil an eine Steckdose an.
5. Drücken Sie die Steuerungstaste (⏻) **5**, um das Produkt einzuschalten. Das Produkt ist bereit für den Gebrauch im Modus mit geringer Saugkraft.
6. Drücken Sie den Behandlungsaufsatz fest auf Ihre Haut, sodass Sie das Saugen spüren. Behandeln Sie die einzelnen Bereiche

- wie im Abschnitt „Behandlungsbereiche“ beschrieben.
- Drücken Sie ggf. erneut die Steuerungstaste (⏻), um vom Modus mit geringer Saugkraft in den Modus mit hoher Saugkraft zu wechseln.
 - Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Steuerungstaste (⏻) ein- oder zweimal, um das Produkt auszuschalten (je nach aktuellem Saugmodus).
 - Trennen Sie das AC/DC-Netzteil vom Netzteilanschluss und von der Steckdose.



Vermeiden Sie nach der Behandlung direktes Sonnenlicht, und tragen Sie Sonnenschutzfaktor 30 oder höher auf. Sie können auch eine Gesichtsmaske auflegen oder eine Tages- oder Nachtcreme auftragen.

9 Reinigung und Wartung

9.1 Haupteinheit und Behandlungsaufsätze reinigen

- Trennen Sie das Produkt von der Steckdose.
- Wischen Sie die Haupteinheit (4) mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.
- Wenn Sie die Behandlungsaufsätze (1) reinigen möchten, entfernen Sie sie zunächst von der Haupteinheit. Waschen Sie die Behandlungsaufsätze mit Wasser und Seife, und trocknen Sie sie dann gründlich ab.

Es wird empfohlen, die Behandlungsaufsätze alle 6 Monate oder früher zu wechseln, wenn die Schleifenden der Aufsätze beschädigt sind.

9.2 Filter reinigen und wechseln

Der Filter (3) muss infolge der Anhäufung abgestorbener Hautzellen gereinigt oder gewechselt werden. Es wird empfohlen, dies nach jeweils ein paar Behandlungen zu tun.

- Ziehen Sie den Behandlungsaufsatz vorsichtig von der Haupteinheit ab.
- Entfernen Sie die Gummikappe (2) und dann den Filter.
- Wenn Sie den Filter reinigen möchten, bürsten Sie Rückstände mit einer weichen Bürste ab, und bringen Sie ihn dann wieder an der Haupteinheit an. Wenn Sie einen Filter wechseln möchten, entfernen Sie den aktuellen Filter, und setzen Sie einen neuen ein.

4. Bringen Sie die Gummikappe wieder an, und befestigen Sie dann den Behandlungsaufsatz wieder an der Haupteinheit. Stellen Sie dabei sicher, dass die beiden Komponenten fest miteinander verbunden sind.



Auf unserer Website unter „www.silkn.eu“ können Sie neue Filter und Behandlungsaufsätze kaufen. Wenn Sie Ersatz-Gummikappen oder AC/DC-Netzteile benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst.

10 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein. Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.

11 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass das AC/DC-Netzteil ordnungsgemäß an das Produkt und eine Steckdose angeschlossen ist.
Ich spüre keinen Saugeffekt, wenn das Produkt meine Haut berührt.	Stellen Sie sicher, dass das Produkt eingeschaltet ist, und überprüfen Sie, ob der Filter, die Gummikappe und der Behandlungsaufsatz korrekt an der Haupteinheit angebracht sind.

12 Technische Daten

Modell:	H4201
Technologie:	Vakuum-Aufsatz
Eingangsleistung:	12 V === 0,2 A
Schutzklasse:	III
Gewicht:	110 g

Schutzart: IPX0

Transport und Aufbewahrung zwischen den Anwendungen und Aufbewahrungsbedingungen

Temperatur: -40 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchte: 10 % bis 90 %

Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060 hPa

Betriebsbedingungen

Temperatur: 10 °C bis 35 °C

Relative Luftfeuchte: 30 % bis 75 %

Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060 hPa

AC/DC-Netzteil

Modellnummer: EHI200-0500WG (EU)
EHI200-0500WE (GB)

Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Ausgang: 12 V === 0,5 A 6,0 W

Ausgangsleistung: 6,0 W

Schutzklasse: II

Schutzart: IP20

Veröffentlichte Daten	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Marke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Modellkennzeichnung:	EHI200-0500WG (EU) EHI200-0500WE (GB)	
Eingangsspannung:	100–240	V
Eingangswechselstromfrequenz:	50/60	Hz

Veröffentlichte Daten	Wert und Genauigkeit	Einheit
Ausgangsspannung:	12	V
Ausgangsstrom:	0,5	A
Ausgangsleistung:	6	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	81,89	%
Effizienz bei niedriger Last (10 %):	79,97	%
Stromverbrauch bei Nulllast:	0,032	W

13 Entsorgung

13.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

13.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, **entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.** Damit wird gewährleistet, dass

Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

I4 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

I5 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservicede@silkn.eu

Mentions légales

FR

Home Skinovations Ltd. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Les Pays-Bas

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Table des matières

1	Contenu de la livraison/pièces de l'appareil	41
2	Généralités	41
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	41
2.2	Explication des symboles	41
3	Sécurité	43
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	43
3.2	Consignes de sécurité	43
4	Vérifier le produit et le contenu de la livraison	49
5	Informations de base sur le produit	49
6	Effets secondaires possibles	50
7	Préparer le traitement	50
7.1	Zones de traitement	50
7.2	Fixation et changement des embouts	51
8	Manipulation	51
8.1	Précautions recommandées	51
8.2	Étapes du soin	52
9	Nettoyage et entretien	53
9.1	Nettoyer l'unité principale et les embouts	53
9.2	Nettoyer et remplacer le filtre	53
10	Rangement	53
11	Recherche d'erreurs	54
12	Données techniques	54
13	Élimination	56
13.1	Éliminer l'emballage	56
13.2	Éliminer le produit	56
14	Garantie	56
15	Service à la clientèle	57

I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

FR

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Embout (fin/gros grain), 2×* | 5 Touche de commande (⏻) |
| 2 Capuchon en caoutchouc, 4×* | 6 Connecteur d'alimentation |
| 3 Filtre, 3 l ×* | 7 Bloc d'alimentation CA/CC (avec câble) |
| 4 Unité principale | |

*Une pièce est déjà montée sur l'unité principale.

2 Généralités

2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de ce ReVit Essential (appelé « produit » ci-après). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Veillez lire d'abord le mode d'emploi

attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

AVIS !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Ce symbole désigne des appareils électriques de la classe de protection III (unité principale).



Ce symbole indique la polarité du courant sur la fiche d'alimentation.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le ménage (dans des espaces intérieurs secs).



Ce symbole indique la tension nominale et le courant nominal pour le courant continu.

IP20

Le bloc d'alimentation CA/CC est protégé contre les corps solides jusqu'à 12 mm.



Le sigle international d'efficacité indique que l'alimentation électrique répond aux exigences du niveau VI (bloc d'alimentation CA/CC).



Le bloc d'alimentation CA/CC est équipé d'un transformateur de sécurité protégé contre les courts-circuits.



Le bloc d'alimentation CA/CC dispose d'une fiche à interrupteur.



Ce symbole désigne des appareils électriques de la classe de protection II (bloc d'alimentation CA/CC).



Si le bloc d'alimentation est endommagé ou que les broches sont pliées, il convient de ne plus utiliser le bloc d'alimentation et de l'éliminer.



Le symbole « GS » signifie « sécurité vérifiée ». Les produits portant ce symbole satisfont aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG) (bloc d'alimentation CA/CC).

3 Sécurité

3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

FR

Le produit est un appareil pour le libre-échange et sert exclusivement à gommer la couche supérieure de la peau pour un aspect plus frais. Il est destiné au traitement du visage, du cou et des mains. La peau pâle et la peau abîmée par le soleil peuvent également être traitées avec ce produit.


Ce produit est exclusivement destiné à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

3.2 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Ne branchez le produit que quand la tension réseau de la prise de courant correspond aux données indiquées sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation CA/CC.
- Ne branchez le bloc d'alimentation CA/CC que sur une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir le couper rapidement du réseau électrique en cas de panne.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation CA/CC fourni. N'utilisez pas le bloc d'alimentation CA/CC à d'autres fins.

- Si le câble électrique du bloc d'alimentation CA/CC est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une autre personne qualifiée similaire pour éviter tout risque.
- N'utilisez jamais le bloc d'alimentation CA/CC si le câble ou la fiche est endommagé(e), ne fonctionne pas correctement ou a été immergé(e) dans l'eau. Dans ce cas, débranchez immédiatement le bloc d'alimentation CA/CC.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
-  Tenez le produit et le bloc d'alimentation CA/CC à l'écart de l'eau et des liquides. Ne l'utilisez pas à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients remplis d'eau.

- Ne vous saisissez pas du produit ou du bloc d'alimentation CA/CC s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le de l'alimentation électrique immédiatement avant de l'attraper. Ne pas débrancher l'appareil et/ou le bloc d'alimentation CA/CC peut provoquer un choc électrique !
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le bloc d'alimentation CA/CC de la prise électrique lorsque vous n'utilisez pas le produit.
- Ne manipulez jamais le boîtier ou le bloc d'alimentation CA/CC avec les mains mouillées ou humides.
- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.
- Ne retirez jamais le bloc d'alimentation CA/CC de la prise de courant en tirant sur le câble, mais saisissez toujours le bloc lui-même. Ne transportez, ne tirez ou ne portez jamais le produit par le câble.
- Tenez éloignés le produit et le bloc d'alimentation CA/CC des flammes et des surfaces chaudes.
- Placez le câble de façon à ce que personne ne trébuché dedans.
- Ne pliez pas le câble, ne l'enroulez pas et ne le posez pas sur des bords coupants.

- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.



**AVERTISSEMENT ! DANGER
POUR LES ENFANTS ET
PERSONNES À CAPACITÉS
PHYSIQUES, SENSORIELLES
OU MENTALES RÉDUITES OU
MANQUANT D'EXPÉRIENCE ET DE
CONNAISSANCES.**

FR

- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants et des personnes de moins de 16 ans, ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et de connaissances sur l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenez les enfants de moins de 8 ans éloignés du produit et du bloc d'alimentation CA/CC.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'emballage en plastique. Ils peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec.
- Le produit contient de petites pièces. Tenez-les éloignées des tout-petits.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

FR

- N'utilisez pas le produit si vous êtes dans l'un des cas suivants :
 - Vous avez la rosacée.
 - Vous souffrez de troubles endocriniens mal contrôlés comme le diabète et des problèmes thyroïdiens.
 - Votre peau est dans un état anormal en raison du diabète ou de maladies systémiques ou métaboliques.
 - Vous avez reçu de la radiothérapie ou de la chimiothérapie au cours des 3 derniers mois, ou des zones de votre peau ont des tumeurs malignes.
 - Vous avez utilisé des médicaments prescrits par un médecin sur votre peau au cours des 6 derniers mois.
 - Selon votre médecin ou dermatologue, le traitement n'est pas sûr au vu de votre état.
- Ne traitez aucune zone qui présente l'une des situations suivantes :
 - Eczéma actif, psoriasis, plaies, plaies ouvertes ou infections (ampoules), grains de beauté ou verrues, affection cutanée anormale due à des maladies systémiques ou métaboliques (par ex. diabète).

- Antécédents d'éruptions d'herpès.
- Peau traumatisée ou blessée.
- Contact récent avec le soleil sans protection (attendre 1 jour) ou si votre peau est bronzée ou brûlée par le soleil (attendre 3 jours).
- N'utilisez pas le produit sur les mamelons ou dans la région génitale.
- Utilisez le mode faible aspiration si vous vous sentez mal à l'aise.
- N'utilisez pas le produit si votre peau rougit fortement.
- Enlevez tous vos bijoux avant les traitements.
- Protégez votre peau avec un produit solaire à indice 30 ou plus si vous vous exposez au soleil après avoir utilisé le produit.

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez pas d'adaptateurs, d'embouts ou d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne placez pas le produit sur le bord d'une surface pour éviter qu'il ne tombe.
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage

tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.

FR

4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.
1. Retirez le produit de l'emballage.
 2. Vérifiez si la livraison est complète (voir **fig. A**).
 3. Contrôlez si le produit ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

5 Informations de base sur le produit

Le produit est un appareil de thérapie à double action conçu pour un usage domestique. Il combine un peeling par microdermabrasion et une stimulation sous vide.

Peeling par microdermabrasion

- Favorise un peeling doux et non abrasif pour une peau plus lisse et plus fraîche.
- Contribue à l'amélioration du teint, de la texture et de l'élasticité de la peau.
- Aide à réduire les ridules visibles autour des yeux, les taches de vieillesse et les cicatrices superficielles.

Stimulation sous vide

- Aide à stimuler la circulation sanguine pour une peau d'apparence plus lisse et plus jeune.
- Fait remonter quelques impuretés à la surface.
- Capture les cellules mortes de la peau pour les éliminer.

6 Effets secondaires possibles


Si vous suivez toutes les instructions et mises en garde, les complications et les effets secondaires sont rares. Un certain risque est associé à tous les produits cosmétiques, y compris ceux conçus pour un usage domestique. Il est donc important que vous compreniez les risques et les complications qui peuvent survenir. Contactez votre médecin si vous présentez des symptômes durables.

Effet secondaire	Risque
Formation de taches : il peut y avoir une légère formation de taches. Ces taches devraient disparaître après 2 à 3 jours.	Faible
Rougeur de la peau : les capillaires sanguins superficiels peuvent se dilater. Cela peut entraîner des rougeurs pendant quelques jours. De plus, certains capillaires peuvent présenter des taches rouges qui s'atténuent avec le temps. Dans ce cas, refroidissez immédiatement la zone avec de l'eau froide.	Faible

7 Préparer le traitement


7.1 Zones de traitement

Familiarisez-vous avec ces zones de traitement et les recommandations correspondantes.

Zone de traitement	Recommandation
Front, joues et menton 	Déplacez le produit sur la peau du centre vers l'extérieur.

Zone de traitement	Recommandation
<p>Yeux et nez</p> 	<p>Faites de courts mouvements vers le haut dans la zone autour des sourcils. Évitez les paupières. Pour les zones situées sous les yeux, commencez près du nez, puis guidez le produit vers l'extérieur en direction de la ligne des cheveux.</p> <p>Effectuez des mouvements droits vers le bas dans la zone du nez, en suivant la courbure du nez et le contour des pommettes.</p>
<p>Cou</p> 	<p>Faites de légers mouvements vers le bas dans tout le cou.</p>



7.2 Fixation et changement des embouts

Le produit a deux embouts (fin et à gros grain, indication sur l'embout) . Il est recommandé de commencer par l'embout fin.



Utilisez l'embout fin pour le traitement général ou la finition et l'embout à gros grain pour le peeling global.

Voici comment fixer et changer les embouts :

1. Assurez-vous que l'unité principale  ne soit pas branchée au bloc d'alimentation CA/CC .
2. Retirez l'embout actuellement enclenché sur l'unité principale en le tirant doucement vers l'extérieur.
3. Fixez l'autre embout à l'unité principale. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'embout soit correctement fixé.

8 Manipulation

8.1 Précautions recommandées

- Effectuez un test ponctuel sur une petite surface de peau avant de traiter une zone pour la première fois. Continuez le traitement si aucun effet secondaire ne se produit.

- Il est recommandé de commencer par le mode faible aspiration et de passer au mode aspiration forte après 2 à 3 traitements. Si vous vous sentez mal à l'aise de quelque façon que ce soit, traitez la zone en question en mode faible aspiration.
- Traitez d'abord chaque zone 2 à 4 fois. Une fois que votre peau s'est habituée au traitement, vous pouvez passer à 4 à 6 fois.
- Il est recommandé d'utiliser le produit au maximum deux fois par semaine.
- Cessez immédiatement le traitement si vous ne vous sentez pas bien.

8.2 Étapes du soin

1. Assurez-vous que votre peau soit propre, sèche et exempte de poudre, crème ou gel.
2. Assurez-vous que le capuchon en caoutchouc **2**, le filtre **3** et l'embout **1** soient solidement fixés à l'unité principale **4**.
Il est recommandé de commencer par l'embout fin (voir chapitre « Fixation et changement des embouts »).
3. Branchez le câble du bloc d'alimentation CA/CC **7** dans le connecteur d'alimentation **6**.
4. Branchez le bloc d'alimentation CA/CC sur une prise de courant.
5. Appuyez sur la touche de commande (⏻) **5** pour allumer le produit. Le produit est prêt à l'emploi en mode faible aspiration.
6. Appuyez fermement l'embout sur votre peau de façon à ce que vous sentiez la succion. Traitez les différentes zones comme décrit dans le chapitre « Zones de traitement ».
7. Si nécessaire, appuyez à nouveau sur la touche de commande (⏻) pour passer du mode aspiration faible au mode aspiration forte.
8. Une fois que vous avez terminé, appuyez une ou deux fois sur la touche de commande (⏻) pour éteindre le produit (en fonction du mode d'aspiration en cours).
9. Débranchez le bloc d'alimentation CA/CC de l'appareil et de la prise de courant.



Évitez la lumière directe du soleil après le traitement et appliquez un produit solaire d'indice 30 ou plus. Vous pouvez également mettre un masque ou appliquer une crème de jour ou de nuit.

9 Nettoyage et entretien

9.1 Nettoyer l'unité principale et les embouts

FR

1. Débranchez le produit de la prise de courant.
2. Essuyez l'unité principale (4) avec un chiffon humide. Séchez-la ensuite complètement avec un chiffon sec.
3. Si vous voulez nettoyer les embouts (1), retirez-les d'abord de l'unité principale. Lavez les embouts avec de l'eau et du savon et séchez-les soigneusement.

Il est recommandé de changer les embouts tous les 6 mois ou plus tôt si les extrémités abrasives sont endommagées.

9.2 Nettoyer et remplacer le filtre

Le filtre (3) doit être nettoyé ou remplacé en raison de l'accumulation de cellules mortes. Il est recommandé de le faire tous les quelques traitements.

1. Retirez avec précaution l'embout de l'unité principale.
2. Retirez le capuchon en caoutchouc (2) puis le filtre.
3. Si vous voulez nettoyer le filtre, brossez les résidus avec une brosse douce, puis refixez-le à l'unité principale. Si vous voulez changer un filtre, retirez le filtre actuel et insérez-en un nouveau.
4. Remplacez le capuchon en caoutchouc, puis rattachiez l'embout à l'unité principale. Veillez à ce que les deux éléments soient solidement fixés l'un à l'autre.



Vous pouvez acheter de nouveaux filtres et embouts sur notre site Internet www.silkn.eu. Si vous avez besoin de remplacer les capuchons en caoutchouc ou le bloc d'alimentation CA/CC, contactez le service à la clientèle.

10 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches. Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

11 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineurs que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le bloc d'alimentation CA/CC soit bien branché au produit et à une prise de courant.
Je ne ressens aucun effet de succion lorsque le produit touche ma peau.	Assurez-vous que le produit soit allumé et que le filtre, le capuchon en caoutchouc et l'embout soient correctement fixés sur l'unité principale.

12 Données techniques

Modèle :	H4201
Technologie :	embout sous vide
Puissance d'entrée :	12 V === 0,2 A
Classe de protection :	III
Poids :	110 g
Type de protection :	IPX0
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	
Température :	-40 °C à +70 °C
Humidité relative :	10 % à 90 %
Pression atmosphérique :	500 à 1060 hPa
Conditions d'utilisation	
Température :	10 °C à +35 °C
Humidité relative :	30 % à 75 %
Pression atmosphérique :	700 à 1060 hPa

Bloc d'alimentation CA/CC

Numéro de modèle :	EHI200-0500WG (UE) EHI200-0500WE (GB)
Entrée :	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Sortie :	12 V === 0,5 A 6,0 W
Puissance de sortie :	6,0 W
Classe de protection :	II
Type de protection :	IP20

Données publiées	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque commerciale du fabricant, N° de registre du commerce et adresse :	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Identification du modèle :	EHI200-0500WG (UE) EHI200-0500WE (GB)	
Tension d'entrée :	100–240	V
Fréquence de la tension d'entrée alternative :	50/60	Hz
Tension de sortie :	12	V
Courant de sortie :	0,5	A
Puissance de sortie :	6	W
Efficacité moyenne en usage :	81,89	%
Efficacité à faible charge (10 %) :	79,97	%
Consommation électrique à vide :	0,032	W

13 Élimination

13.1 Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

FR


13.2 Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !

Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.**

 Ceci garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

14 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

I5 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : www.silkn.eu.

FR

Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu.

France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail: serviceconsommateurfr@silkn.eu

Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail: serviceconsommateurbe@silkn.eu

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Juridische kennisgeving

Home Skinovations Ltd. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Home Skinovations Ltd. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Home Skinovations Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Home Skinovations Ltd. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Home Skinovations Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nederland

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhoud

I	Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat	60
2	Algemene informatie	60
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	60
2.2	Verklaring van symbolen	60
3	Veiligheid	62
3.1	Reglementair gebruik	62
3.2	Veiligheidsinstructies	62
4	Product en verpakkingsinhoud controleren	68
5	Basisinformatie over het product	68
6	Mogelijke bijwerkingen	69
7	Behandeling voorbereiden	69
7.1	Behandelingsgebieden	69
7.2	Behandeltips aanbrengen en vervangen	70
8	Bediening	71
8.1	Aanbevolen voorzorgsmaatregelen	71
8.2	Behandelingsstappen	71
9	Reiniging en onderhoud	72
9.1	Hoofdeunit en behandelingsstappen reinigen	72
9.2	Filter reinigen en vervangen	72
10	Bewaring	72
11	Fouten opsporen	73
12	Technische gegevens	73
13	Afvoer	75
13.1	Verpakking afvoeren	75
13.2	Product afvoeren	75
14	Garantie	75
15	Klantenservice	76

1 Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Behandeltips
(Fijn/Grof), 2×* | 5 | Besturingsknop (⏻) |
| 2 | Rubberen dop, 4×* | 6 | Adaptoraansluiting |
| 3 | Filter, 3 l ×* | 7 | AC/DC-voedingsadapter
(met kabel) |
| 4 | Hoofddunit | | |

*Eén stuk is al gemonteerd op de hoofddunit.

2 Algemene informatie

2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing behoort bij deze ReVit Essential (hierna "product" genoemd). Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik.

Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Dit symbool markeert elektrische apparaten die behoren tot veiligheidsklasse III (hoofddunit).



Dit symbool geeft de polariteit van stroom van de adapteraansluiting weer.



Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).



Dit symbool duidt de nominale spanning en de ingangsstroom voor gelijkstroom aan.

IP20

De AC/DC-voedingsadapter is beschermd tegen vaste stoffen met een grootte van maximaal 12 mm.



De internationale efficiëntieaanduiding staat voor een stroomvoorziening die aan de vereisten van niveau VI voldoet (AC/DC-voedingsadapter).



De AC/DC-voedingsadapter is uitgerust met een kortsluitvaste veiligheidstrafo.



De AC/DC-voedingsadapter beschikt over een DC/DC-omzetter.



Dit symbool duidt elektrische apparaten van de veiligheidsklasse II aan (AC/DC-voedingsadapter).



Als de voedingsadapter beschadigd is of de pinnen verbogen zijn, dient u de voedingsadapter af te voeren en mag u deze niet langer gebruiken.

De aanduiding "GS" staat voor gecontroleerde veiligheid. Producten die worden aangeduid met dit symbool voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG) (AC/DC-voedingsadapter).



3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het product is een apparaat voor de vrije handel en dient alleen voor de exfoliatie van de bovenste huidlaag voor een frisser uiterlijk. Het is bedoeld voor de behandeling van het gezicht, de hals en de handen. Doffe en door de zon beschadigde huid kan er ook mee worden behandeld.

Het product is alleen bestemd voor privégebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

3.2 Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Sluit het product alleen aan als de netspanning van het stopcontact overeenstemt met de gegevens op het typeplaatje van de AC/DC-voedingsadapter.
- Sluit de AC/DC-voedingsadapter uitsluitend aan op een goed bereikbaar stopcontact, zodat u deze bij een storing snel van het stroomnet kunt loskoppelen.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde AC/DC-voedingsadapter. Gebruik de AC/DC-voedingsadapter niet voor andere doeleinden.
- Als de kabel van de AC/DC-voedingsadapter beschadigd is, moet deze door de produ-

cent, de klantenservice ervan of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon worden vervangen om risico's te vermijden.

NL

- Gebruik de AC/DC-voedingsadapter nooit als de kabel of stekker beschadigd is, het niet naar behoren functioneert of in het water werd ondergedompeld. Koppel in dit geval de AC/DC-voedingsadapter meteen los.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of garantie uitgesloten. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
-  Houd het product en de AC/DC-voedingsadapter weg van water of vloeistoffen. Gebruik het niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere met water gevulde reservoirs.
- Grijp nooit naar het product of de AC/DC-voedingsadapter als het in het water is gevallen. Koppel het meteen los van het elektriciteitsnet alvorens ernaar te

grijpen. Als u het product en/of de AC/DC-voedingsadapter niet van het elektriciteitsnet loskoppelt, kan dit een elektrische schok veroorzaken!

- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt of reinigt of bij storingen. Koppel de AC/DC-voedingsadapter altijd los van de stroomvoorziening wanneer u het product niet gebruikt.
- Raak de behuizing en de AC/DC-voedingsadapter nooit aan met natte of vochtige handen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Trek de AC/DC-voedingsadapter niet aan de kabel uit het stopcontact, maar trek altijd aan de voedingsadapter zelf. Transporteer, trek of draag het product nooit aan de kabel.
- Houd het product en de AC/DC-voedingsadapter weg van open vuur en hete oppervlakken.
- Plaats de kabel zodanig dat men er niet overheen kan struikelen.
- Knik de kabel niet, wikkel deze niet rond het product en leg deze niet over scherpe randen.
- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR KINDEREN EN PERSONEN MET VERMINDERDE FYSIEKE, SENSORISCHE OF MENTALE VAARDIGHEDEN OF EEN GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS.

- Het product mag niet worden gebruikt door kinderen en personen jonger dan 16 jaar en ook niet door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis met betrekking tot het gebruik van het product. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Houd kinderen onder de 8 jaar weg van het product en de AC/DC-voedingsadapter.
- Zorg ervoor dat kinderen niet spelen met de plastic verpakking. Ze kunnen er bij het spelen verstrikt in raken en stikken.
- Het product bevat kleine onderdelen. Houd het buiten bereik van kleine kinderen.



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Gebruik het product niet als het volgende op u van toepassing is:
 - U hebt rosacea.

- U heeft slecht aangepaste endocriene aandoeningen zoals diabetes en schildklierproblemen.
- De toestand van uw huid is abnormaal vanwege diabetes, systemische of metabole ziekten.
- U heeft in de afgelopen 3 maanden bestraling of chemotherapie gekregen of bepaalde gebieden van uw huid vertonen kwaadaardige tumoren.
- U hebt in de afgelopen 6 maanden medicijnen op uw huid gebruikt die door de arts zijn voorgeschreven.
- Volgens uw arts of dermatoloog is de behandeling in uw toestand niet veilig.
- Behandel geen gebieden met:
 - Actief eczeem, psoriasis, beschadigingen, open wonden of infecties (blaren), leuervlekken of wratten, abnormale huidaandoeningen als gevolg van systemische of metabole ziekten (bijv. diabetes).
 - Een voorgeschiedenis van herpes simplex.
 - Getraumatiseerde of beschadigde huid.
 - Recente onbeschermd blootstelling aan de zon (wacht 1 dag) of als uw huid is gebruid of verbrand door de zon (wacht 3 dagen).

- Gebruik het product niet op de tepels of het genitale gebied.
- Gebruik de modus met lage zuigkracht als u enig ongemak ervaart.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als uw huid erg rood wordt.
- Verwijder al uw sieraden voordat u de behandelingen begint.
- Bescherm uw huid met zonnebeschermingsfactor 30 of hoger als u uw huid na gebruik van het product aan de zon blootstelt.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Gebruik geen accessoires, opzetstukken of toebehoren die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Plaats het product niet op de rand van een oppervlak om te voorkomen dat het valt.
- Gebruik het product niet meer als de kunststof onderdelen gebarsten, gebroken of vervormd zijn.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen, en ook geen scherpe of metaalachtige reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.

4 Product en verpakkingsinhoud controleren

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, dan kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.

1. Neem het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

5 Basisinformatie over het product

Het product is een therapieapparaat met dubbele werking dat is ontworpen voor thuisgebruik. Het combineert microdermabrasie exfoliatie met vacuümstimulatie.

Microdermabrasie exfoliatie

- Bevordert een zachte, niet-schurende exfoliatie voor een gladdere, frissere huid.
- Helpt de huidteint, huidtextuur en huidelasticiteit te verbeteren.
- Helpt fijne zichtbare lijnen rond de ogen, ouderdomsvlekken en oppervlakkige littekens te verminderen.

Vacuümstimulatie

- Helpt de bloedcirculatie te stimuleren voor een gladdere, jonger uitziende huid.
- Brengt enkele onzuiverheden aan de oppervlakte.
- Vangt dode huidcellen op voor verwijdering.

6 Mogelijke bijwerkingen

Als u alle instructies volgt en alle waarschuwingen opvolgt, treden complicaties en bijwerkingen slechts zelden op. Er zijn risico's verbonden aan alle cosmetische producten, inclusief producten die zijn ontworpen voor thuisgebruik. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties begrijpt die kunnen optreden. Raadpleeg uw arts als u aanhoudende symptomen ervaart.

NL

Bijwerking	Risico
Blauwe plekken: U kunt lichte blauwe plekken krijgen. Deze moeten na 2 tot 3 dagen weer wegtrekken.	Gering
Roodheid van de huid: Het kan voorkomen dat oppervlakkige haarvaten dilateren. Hierdoor kan uw huid een paar dagen rood zijn. Bovendien kunnen sommige haarvaten rode vlekken vertonen die ook na verloop van tijd weer wegtrekken. Koel het gebied in deze gevallen onmiddellijk af met koud water.	Gering

7 Behandeling voorbereiden

7.1 Behandelingsgebieden

Maak uzelf vertrouwd met deze behandelingsgebieden en de passende behandelingsadviezen.

Behandelingsgebied	Advies
Voorhoofd, wangen en kin 	Beweeg het product vanaf het midden naar buiten toe over de huid.

Behandelingsgebied	Advies
Ogen en neus 	Gebruik in het gebied rond de wenkbrauwen korte opwaartse bewegingen. Vermijd hierbij de oogleden. Begin voor het gebied onder de ogen naast de neus en leidt het product naar buiten richting de haarlijn. Maak voor het neusgebied neerwaartse bewegingen en volg daarbij de kromming van de neus en de contouren van de jukbeenderen.
Hals 	Gebruik in het hele gebied van de hals zachte neerwaartse bewegingen.

7.2 Behandel tips aanbrengen en vervangen

Het product beschikt over twee behandel tips (Fijn en Grof, vermelding op de behandel tip) **1**. Er wordt aanbevolen met de fijne behandel tip te starten.

i Gebruik de fijne behandel tip voor de algemene behandeling of een nauwkeurig eindresultaat, en de grove behandel tip voor de grove exfoliatie.

Zo brengt u behandel tips aan en vervangt u ze:

1. Zorg ervoor dat de hoofdunit **4** niet is aangesloten op de AC/DC-voedingsadapter **7**.
2. Verwijder de huidige behandel tip van de hoofdunit door het voorzichtig los te trekken.
3. Breng de andere behandel tip aan op de hoofdunit. Zorg er voor het gebruik voor dat de behandel tip goed vast zit.

8 Bediening

8.1 Aanbevolen voorzorgsmaatregelen

- Voer een lokale test uit op een klein deel van de huid vóór de eerste behandeling van een gebied. Ga door met de behandeling als er geen bijwerkingen optreden.
- Het wordt aanbevolen om te beginnen met de modus met lage zuigkracht en na 2 tot 3 behandelingen over te schakelen naar de modus met hoge zuigkracht. Als u enig ongemak ervaart, behandel het gebied dan in de modus met lage zuigkracht.
- Behandel de afzonderlijke gebieden eerst 2 tot 4 keer. Als uw huid gewend is geraakt aan de behandeling, kunt u het verhogen naar 4 tot 6 keer.
- Het wordt aanbevolen om het product maximaal twee keer per week te gebruiken.
- Stop de behandeling onmiddellijk als u enig ongemak ervaart.

8.2 Behandelingsstappen

1. Zorg ervoor dat uw huid schoon, droog en vrij van poeder, crème of gel is.
2. Zorg ervoor dat de rubberen dop **2**, het filter **3**, en de behandeltpip **1** veilig aan de hoofdunit **4** zijn bevestigd. Het wordt aanbevolen om te beginnen met de fijne behandeltpip (zie paragraaf "Behandel tips aanbrenge n en vervangen").
3. Sluit de kabel van de AC/DC-voedingsadapter **7** aan op de adapteraansluiting **6**.
4. Sluit de AC/DC-voedingsadapter aan op een stopcontact.
5. Druk op de besturingsknop (⏻) **5** om het product in te schakelen. Het product is klaar voor gebruik in de modus met lage zuigkracht.
6. Druk de behandeltpip stevig op uw huid zodat u het zuigen waarneemt. Behandel de afzonderlijke gebieden zoals beschreven in de paragraaf "Behandelingsgebieden".
7. Druk eventueel opnieuw op de besturingsknop (⏻), om van de modus met lage zuigkracht naar de modus met hoge zuigkracht over te schakelen.
8. Bent u klaar, druk dan één of twee keer op de besturingsknop (⏻) om het product uit te schakelen (naargelang van de actuele zuigmodus).
9. Koppel de AC/DC-voedingsadapter los van de adapteraansluiting en het stopcontact.



Vermijd na de behandeling directe zonnestralen en breng de zonnebeschermingsfactor 30 of hoger aan. U kunt ook een gezichtsmasker, dagcrème of nachtcrème aanbrengen.

9 Reiniging en onderhoud

NL

9.1 Hoofdunit en behandel tips reinigen

1. Koppel het product los van het stopcontact.
2. Veeg de hoofdunit **4** af met een vochtige doek. Wrijf deze dan volledig droog met een droge doek.
3. Als u de behandel tips **1** wilt reinigen, dient u ze eerst te verwijderen van de hoofdunit. Was de behandel tips met water en zeep en droog ze dan grondig af. Het wordt aanbevolen de behandel tips om de 6 maanden of eerder te vervangen als het ruwe uiteinde van de tips is beschadigd.

9.2 Filter reinigen en vervangen

Het filter **3** moet door de opeenhoping van afgescheiden huidcellen gereinigd of vervangen worden. Het wordt aanbevolen om dit telkens na een paar behandelingen te doen.

1. Trek de behandel tip voorzichtig los van de hoofdunit.
2. Verwijder de rubberen dop **2** en dan het filter.
3. Als u het filter wilt reinigen, veeg dan eventuele resten weg met een zachte borstel en breng het opnieuw op de hoofdunit aan. Als u een filter wilt vervangen, verwijdert u het huidige filter en plaatst u een nieuwe.
4. Plaats de rubberen dop terug en bevestig de behandel tip opnieuw op de hoofdunit. Zorg ervoor dat de twee componenten stevig met elkaar zijn verbonden.



U kunt nieuwe filters en behandel tips kopen op onze website op "www.silkn.eu". Neem contact op met de klantenservice als u reserveonderdelen zoals rubberen doppen of AC/DC-voedingsadapters nodig hebt.

10 Bewaring

Voor het opbergen moeten alle onderdelen helemaal droog zijn. Berg het product op een schone en droge plaats op waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.

11 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u zich dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

NL

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	Zorg ervoor dat de AC/DC-voedingsadapter naar behoren aangesloten is op het product en een stopcontact.
Ik voel geen zuigkracht als het product in aanraking komt met mijn huid.	Zorg ervoor dat het product is ingeschakeld en ga na of de filter, de rubberen dop en de behandel-tip correct zijn bevestigd op de hoofdunit.

12 Technische gegevens

Model:	H4201
Technologie:	Vacuüm opzetstuk
Ingangsvermogen:	12 V === 0,2 A
Veiligheidsklasse:	III
Gewicht:	110 g
Beschermingsgraad:	IPX0

Transport en bewaring tussen de toepassingen en bewaringsvoorwaarden

Temperatuur:	-40 °C tot +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	10 % tot 90 %
Atmosferische druk:	500 tot 1060 hPa
Bedrijfsvoorwaarden	
Temperatuur:	10 °C tot 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	30 % tot 75 %
Atmosferische druk:	700 tot 1060 hPa

AC/DC-voedingsadapter

Modelnummer:	EHI200-0500WG (EU) EHI200-0500WE (GB)
Ingang:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Uitgang:	12 V === 0,5 A 6,0 W
Uitgangsvermogen:	6,0 W
Veiligheidsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP20

NL

Gepubliceerde gegevens	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
Naam of merk van de fabrikant, handelsregister-nummer en adres:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Modelaanduiding:	EHI200-0500WG (EU) EHI200-0500WE (GB)	
Ingangsspanning:	100–240	V
Ingangswisselstroom-frequentie:	50/60	Hz
Uitgangsspanning:	12	V
Uitgangsstroom:	0,5	A
Uitgangsvermogen:	6	W
Gemiddelde efficiëntie tijdens het gebruik:	81,89	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %):	79,97	%
Stroomverbruik bij nullast:	0,032	W

13 Afvoer

13.1 Verpakking afvoeren



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

NL

13.2 Product afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u dit volgens de in uw land geldende reguleringen af te voeren.** Zo wordt gegarandeerd

dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

14 Garantie

Dit product wordt gedekt door een garantie van 2 jaar volgens de Europese regels en wetten. De omvang van de garantie op dit product wordt beperkt tot technische fouten die werden veroorzaakt door foutieve productieprocessen. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, dient u contact op te nemen met onze klantenservice voor instructies. Zij kunnen uw probleem misschien oplossen zonder dat het product naar de winkel of ons servicecentrum moet worden teruggestuurd. Onze klantenservice helpt u graag verder!

I5 Klantenservice

Meer informatie over de producten van Silk'n vindt u op uw regionale Silk'n-website: www.silkn.eu. Wanneer het apparaat beschadigd of defect is, een reparatie nodig heeft of als u onze hulp wenst, richt u dan tot uw meest nabije Silk'n-servicecentrum. Tevens kunt u deze gebruiksaanwijzing als PDF downloaden op www.silkn.eu.

NL

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: klantenservicenl@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

Email: serviceconsommateurbe@silkn.eu

Derechos de autor 2021 © Home Skinovations Ltd.
Todos los derechos reservados.

Aviso legal

Home Skinovations Ltd. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Home Skinovations Ltd. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Home Skinovations Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Países Bajos

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Índice

1	Volumen de suministro/partes del equipo	79
2	Información general	79
2.1	Leer y guardar este manual del usuario	79
2.2	Explicación de símbolos	79
3	Seguridad	81
3.1	Uso apropiado	81
3.2	Indicaciones de seguridad	81
4	Comprobación del producto y del volumen de suministro	86
5	Información básica sobre el producto	87
6	Posibles efectos secundarios	87
7	Preparación del tratamiento	88
7.1	Áreas de tratamiento	88
7.2	Montaje y cambio de los cabezales de tratamiento	88
8	Manejo	89
8.1	Precauciones recomendadas	89
8.2	Pasos del tratamiento	89
9	Limpieza y mantenimiento	90
9.1	Limpieza de la unidad principal y los cabezales de tratamiento	90
9.2	Limpieza y cambio del filtro	90
10	Almacenamiento	91
11	Búsqueda de fallos	91
12	Datos técnicos	91
13	Eliminación	93
13.1	Eliminación del embalaje	93
13.2	Eliminación del producto	93
14	Garantía	94
15	Atención al cliente	94

I Volumen de suministro/partes del equipo

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | Cabezal de tratamiento (Fino/Tosco), 2×* | 5 | Botón de control (⏻) |
| 2 | Tapa de goma, 4×* | 6 | Conexión de fuente de alimentación |
| 3 | Filtro, 3 l ×* | 7 | Adaptador AC/DC (con cable) |
| 4 | Unidad principal | | |

*Una pieza ya viene montada en la unidad principal.

2 Información general

2.1 Leer y guardar este manual del usuario



Este manual del usuario pertenece a este ReVit Essential (en adelante, el "producto").

Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el uso.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad.

La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea.

Para el extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.

¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Este símbolo identifica equipos eléctricos que pertenecen al grado de protección III (unidad principal).



Este símbolo indica la polaridad de la corriente en la conexión de la fuente de alimentación.



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



Este símbolo indica la tensión nominal y la corriente nominal para corriente continua (CC).

IP20

El adaptador AC/DC está protegido contra cuerpos extraños de hasta 12 mm.



La marca de eficiencia internacional indica que la red eléctrica cumple con los requisitos del nivel VI (adaptador AC/DC).



El adaptador AC/DC cuenta con un transformador de seguridad a prueba de cortocircuitos.



El adaptador AC/DC dispone de una fuente de alimentación conmutada.



Este símbolo indica dispositivos eléctricos del grado de protección II (adaptador AC/DC).



Si la fuente de alimentación está dañada o las clavijas del enchufe están dobladas, la fuente de alimentación deberá eliminarse y no se podrá seguir utilizando.



La marca "GS" significa "seguridad comprobada". Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la Ley de Seguridad de Productos (ProdSG) Alemana (adaptador AC/DC).

3 Seguridad

3.1 Uso apropiado

El producto es un equipo de libre comercio y sirve únicamente para el peeling de la capa superior de la piel con el fin de que se muestre más fresca. Está previsto para el tratamiento de rostro, cuello y manos. La piel mortecina y dañada por el sol también se puede tratar.


El producto está concebido exclusivamente para uso privado, no para el ámbito industrial. Utilice únicamente el producto de la forma como se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

3.2 Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Conecte el producto únicamente si la tensión de red de la toma de corriente coincide con los datos de la placa del adaptador AC/DC.
- Conecte el adaptador AC/DC únicamente a una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectarse rápidamente de la red eléctrica en caso de fallo.
- El producto solo se puede emplear con el adaptador AC/DC suministrado. No utilice el adaptador AC/DC para ningún otro propósito.
- Si el cable de red del adaptador AC/DC está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio al cliente o una

persona con cualificación similar para evitar peligros.

- Nunca use el adaptador AC/DC si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona bien o si se ha sumergido en agua. En tal caso, desconecte de inmediato el adaptador AC/DC.
- No abra la carcasa, sino deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con el servicio de atención al cliente. Si se realizan reparaciones en forma independiente, se conecta en forma inadecuada o se utiliza incorrectamente, se perderá todo derecho a garantía. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
-  Mantenga el producto y el adaptador AC/DC alejados del agua u otros líquidos. No lo use cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes llenos de agua.
- No agarre el producto ni el adaptador AC/DC si se han caído al agua. Desconéctelo de inmediato de la red eléctrica antes de agarrarlo. ¡Si no desconecta el producto y/o el adaptador AC/DC de la red eléctrica, se puede producir una descarga eléctrica!

- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre el adaptador AC/DC de la red eléctrica cuando no utilice el producto.
- Nunca toque la carcasa ni el adaptador AC/DC con las manos mojadas o húmedas.
- No inserte objetos en la carcasa.
- No saque el adaptador AC/DC de la toma de corriente tirando del cable; agarre siempre el propio adaptador. Nunca transporte, tire ni lleve el producto por el cable.
- Mantenga el producto y el adaptador AC/DC lejos de fuego abierto y superficies calientes.
- Tienda el cable de forma que no pueda provocar tropiezos.
- No doble el cable, no lo enrolle en el producto ni lo coloque encima de bordes afilados.
- Utilice el producto solo en interiores.



¡ADVERTENCIA! PELIGRO PARA NIÑOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, O CON FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS.

- El producto no puede ser utilizado por

niños y personas menores de 16 años, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos sobre el uso del producto. Los niños no pueden jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarse por niños desatendidos.

- Mantenga alejados a niños menores de 8 años del producto y del adaptador AC/DC.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el embalaje de plástico. Si no, es posible que se enreden en la misma y se asfixien.
- El producto contiene piezas pequeñas. Manténgalo alejado de los niños pequeños.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- No use el producto si:
 - Tiene rosácea.
 - Padece trastornos endocrinos mal controlados como diabetes y problemas de tiroides.
 - Su piel presenta un estado anormal debido a la diabetes, enfermedades metabólicas o sistémicas.
 - Ha recibido radioterapia o quimioterapia en los 3 últimos meses, o zonas de la piel presentan tumores malignos.

- En los 6 últimos meses, ha usado medicamentos prescritos sobre la piel.
- Según su médico o dermatólogo, el tratamiento en su estado no es seguro.

ES

- No trate áreas con:
 - Eczemas activos, soriasis, heridas, heridas abiertas o infecciones (ampollas), lunares o verrugas, estado anormal de la piel debido a enfermedades sistémicas o metabólicas (p. ej. diabetes).
 - Brotes de herpes en el pasado.
 - Piel traumatizada o lesionada.
 - Contacto reciente con el sol sin protección (espere 1 día) o si la piel está bronceada o quemada por el sol (espere 3 días).
- No use el producto sobre los pezones ni en la zona genital.
- Utilice el modo de succión bajo si no se siente bien.
- Deje de emplear el producto de inmediato si la piel se enrojece mucho.
- Antes de los tratamientos, quítese toda la bisutería.
- Protéjase la piel con un factor de protección solar del 30 o superior si se expone al sol tras usar el producto.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice ningún adaptador, cabezal o accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- No coloque el producto en el borde de una superficie para evitar que se caiga.
- Deje de utilizar el producto si las piezas de plástico están rajadas, rotas o deformadas.
- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal o nylon y objetos de limpieza afilados o metálicos, como cuchillos, espátulas duras y similares.

4 Comprobación del producto y del volumen de suministro

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.
1. Saque el producto del embalaje.
 2. Compruebe si el suministro está completo (véase la **fig. A**).
 3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

5 Información básica sobre el producto

El producto es un equipo terapéutico de doble acción, concebido para uso doméstico. Combina un peeling por microdermoabrasión con la estimulación por vacío.

Peeling por microdermoabrasión

- Estimula un peeling suave, no abrasivo para obtener una piel más lisa y fresca.
- Contribuye a la mejora del tono de la piel, su textura y elasticidad.
- Ayuda a reducir las finas líneas visibles en torno a los ojos, las manchas de la edad y las cicatrices superficiales.

Estimulación por vacío

- Contribuye a la estimulación de la circulación sanguínea para lograr una piel más lisa y joven.
- Saca algunas impurezas a la superficie.
- Recoge células muertas de la piel para su eliminación.

6 Posibles efectos secundarios

Si sigue todas las instrucciones y tiene en cuenta todas las advertencias, apenas se darán complicaciones y efectos secundarios. Todos los productos cosméticos conllevan un determinado riesgo, incluso los que están concebidos para uso doméstico. Por eso, es importante que comprenda los riesgos y complicaciones que pueden aparecer. Diríjase a su médico si manifiesta síntomas duraderos.

Efecto secundario	Riesgo
Aparición de manchas: Es posible que se formen algunas manchas que deberían desaparecer tras 2 o 3 días.	Bajo
Enrojecimiento de la piel: Posiblemente se hayan dilatado los capilares sanguíneos superficiales, lo que puede provocar un enrojecimiento algunos días. Además, algunos capilares pueden presentar manchas rojas que también menguarán con el tiempo. En estos casos, enfríe la zona de inmediato con agua fría.	Bajo


7 Preparación del tratamiento

7.1 Áreas de tratamiento

Familiarícese con estas áreas de tratamiento y las recomendaciones pertinentes.

Área de tratamiento	Recomendación
Frente, mejillas y mentón 	Mueva el producto sobre la piel del centro hacia fuera.
Ojos y nariz 	Aplique movimientos cortos ascendentes alrededor de las cejas. Evite los párpados. Para el área bajo los ojos, comience junto a la nariz y mueva el producto hacia fuera en dirección al nacimiento del pelo. En el área de la nariz, realice movimientos descendentes rectos, y siga la curvatura de la nariz y el contorno de los pómulos.
Cuello 	En toda el área del cuello, aplique movimientos descendentes suaves.

7.2 Montaje y cambio de los cabezales de tratamiento

El producto dispone de dos cabezales de tratamiento (Fino y Tosco; se indica sobre el cabezal de tratamiento) . Se recomienda comenzar con el cabezal de tratamiento fino.



Utilice el cabezal de tratamiento fino para el tratamiento general o para el perfilado fino final, y el cabezal de tratamiento tosco para un peeling más basto.

Así monta y cambia los cabezales de tratamiento:

1. Asegúrese de que la unidad principal **4** no esté conectada al adaptador AC/DC **7**.
2. Para retirar el cabezal de tratamiento montado en la unidad principal, tire de él con cuidado.
3. Monte el otro cabezal de tratamiento en la unidad principal. Antes de su uso, asegúrese de que el cabezal de tratamiento esté bien montado.

8 Manejo

8.1 Precauciones recomendadas

- Antes de tratar un área por primera vez, realice un test puntual sobre una pequeña zona de la piel. Continúe el tratamiento si no aparecen efectos secundarios.
- Se recomienda comenzar con el modo de succión bajo y, tras 2 o 3 tratamientos, pasar al modo de succión alto. Si no se siente bien por algún motivo, trate el área pertinente con el modo de succión bajo.
- Trate cada área de 2 a 4 veces para empezar. Cuando la piel se acostumbre al tratamiento, puede subir a 4 o 6 veces.
- Se recomienda emplear el producto dos veces por semana como mucho.
- Finalice el tratamiento de inmediato si no se siente bien.

8.2 Pasos del tratamiento

1. Asegúrese de tener la piel limpia, seca y sin polvos, cremas ni geles.
2. Cértese de que la tapa de goma **2**, el filtro **3** y el cabezal de tratamiento **1** estén bien colocados sobre la unidad principal **4**.
Se recomienda comenzar con el cabezal de tratamiento fino (consulte el apartado “Montaje y cambio de los cabezales de tratamiento”).
3. Conecte el cable del adaptador AC/DC **7** a la conexión de la fuente de alimentación **6**.
4. Conecte el adaptador AC/DC a una toma de corriente.
5. Presione el botón de control (⏻) **5** para encender el producto. El producto está listo para usar en el modo de succión bajo.
6. Presione el cabezal de tratamiento sobre la piel para sentir

la succión. Trate cada zona como se describe en el apartado "Áreas de tratamiento".

7. Dado el caso, presione otra vez el botón de control (⏻) para pasar del modo de succión bajo al alto.
8. Cuando termine, presione el botón de control (⏻) una o dos veces para apagar el producto (según el modo de succión en ese momento).
9. Desenchufe el adaptador AC/DC de la conexión de la fuente de alimentación y de la toma de corriente.



Tras el tratamiento, evite la luz solar directa y utilice un factor de protección solar del 30 o superior. También puede ponerse una mascarilla facial, o una crema de día o noche.

9 Limpieza y mantenimiento

9.1 Limpieza de la unidad principal y los cabezales de tratamiento

1. Desenchufe el producto de la toma de corriente.
2. Pase un paño húmedo por la unidad principal (4). Séquela bien con un paño seco.
3. Si desea limpiar los cabezales de tratamiento (1), retíelos primero de la unidad principal. Lave los cabezales de tratamiento con agua y jabón, y séquelos bien.
Se recomienda cambiar los cabezales de tratamiento cada 6 meses o antes si la parte pulidora de los cabezales se daña.

9.2 Limpieza y cambio del filtro

El filtro (3) se debe limpiar o cambiar por la acumulación de células muertas de la piel. Se recomienda hacerlo tras algunos tratamientos.

1. Extraiga el cabezal de tratamiento de la unidad principal con cuidado.
2. Retire la tapa de goma (2) y luego el filtro.
3. Si desea limpiar el filtro, use un cepillo suave para eliminar los restos y móntelo de nuevo en la unidad principal. Cuando quiera cambiar un filtro, sustituya el que hay montado por uno nuevo.
4. Coloque de nuevo la tapa de goma y fije el cabezal de tratamiento otra vez en la unidad principal. Asegúrese de que ambos componentes estén bien montados entre sí.



En nuestro sitio web “www.silkn.eu”, puede comprar filtros y cabezales de tratamiento nuevos. Si necesita tapas de goma de recambio o adaptadores AC/DC, diríjase al servicio de atención al cliente.

10 Almacenamiento

ES

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas. Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.

11 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	Asegúrese de que el adaptador AC/DC esté bien conectado al producto y una toma de corriente.
No noto la succión cuando el producto entra en contacto con la piel.	Asegúrese de que el producto esté encendido y compruebe si el filtro, la tapa de goma y el cabezal de tratamiento están bien montados en la unidad principal.

12 Datos técnicos

Modelo:	H420I
Tecnología:	Cabezal de vacío
Potencia de entrada:	12 V --- 0,2 A
Grado de protección:	III
Peso:	110 g
Clase de protección:	IPX0

Transporte y almacenamiento entre los usos y condiciones de almacenamiento

Temperatura: -40 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire: 10 % a 90 %

Presión atmosférica: 500 a 1.060 hPa

Condiciones operativas

Temperatura: 10 °C a 35 °C

Humedad relativa del aire: 30 % a 75 %

Presión atmosférica: 700 a 1.060 hPa

Adaptador AC/DC

Número de modelo: EHI 200-0500WG (UE)

EHI 200-0500WE (GB)

Entrada: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 12 V === 0,5 A 6,0 W

Potencia de salida: 6,0 W

Grado de protección: II

Clase de protección: IP20

Datos publicados	Valor y precisión	Unidad
Nombre o marca del fabricante, número de registro mercantil y dirección:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Identificación de modelo:	EHI 200-0500WG (UE) EHI 200-0500WE (GB)	
Tensión de entrada:	100–240	V
Frecuencia de corriente alterna de entrada:	50/60	Hz
Tensión de salida:	12	V
Corriente de salida:	0,5	A

Datos publicados	Valor y precisión	Unidad
Potencia de salida:	6	W
Eficiencia media durante el funcionamiento:	81,89	%
Eficiencia con carga baja (10 %):	79,97	%
Consumo eléctrico con carga nula:	0,032	W

13 Eliminación

13.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

13.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida separada de materiales.)



¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región**. Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos

eléctricos se señalan con este símbolo.

14 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y la legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto se limita a defectos técnicos causados por fallos en los procesos de producción. Si quiere hacer servir la garantía, infórmese a través de nuestro servicio de atención al cliente. Quizá puedan solucionar su problema sin que tenga que enviar el producto a la tienda o a nuestro centro de servicio técnico. ¡Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle!

15 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: www.silkn.eu. Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu.

Número de servicio: 900 823 302

Email: servicioalcliente@silkn.eu

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Todos os direitos reservados.

Aviso legal

A Home Skinovations Ltd. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Home Skinovations Ltd. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Home Skinovations Ltd. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Home Skinovations Ltd. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Home Skinovations Ltd. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Home Skinovations Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Home Skinovations Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registradas da Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Os Países-Baixos

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Conteúdo

1	Volume de fornecimento/peças do aparelho	97
2	Generalidades	97
2.1	Ler e guardar o manual de instruções	97
2.2	Explicação dos símbolos	97
3	Segurança	99
3.1	Uso previsto	99
3.2	Indicações de segurança	99
4	Verifique o produto e o volume de fornecimento	105
5	Dados básicos sobre o produto	105
6	Possíveis efeitos colaterais	106
7	Preparação do tratamento	106
7.1	Áreas de tratamento	106
7.2	Fixar e trocar os acessórios de tratamento	107
8	Operação	108
8.1	Precauções recomendadas	108
8.2	Passos de tratamento	108
9	Limpeza e manutenção	109
9.1	Limpeza da unidade principal e dos acessórios de tratamento	109
9.2	Limpeza e troca do filtro	109
10	Armazenamento	110
11	Solução de problemas	110
12	Dados técnicos	110
13	Eliminação	112
13.1	Eliminação da embalagem	112
13.2	Descarte do produto	112
14	Informações sobre a garantia	112
15	Serviço de assistência ao cliente	113

I Volume de fornecimento/peças do aparelho

- | | |
|--|---|
| 1 Acessório de tratamento (Fino/Grosso), 2×* | 5 Botão de comando (⏻) |
| 2 Tampa de borracha, 4×* | 6 Conexão à fonte de alimentação |
| 3 Filtro, 3 l ×* | 7 Fonte de alimentação CA/CC (com cabo) |
| 4 Unidade principal | |

*Uma peça já está montada na unidade principal.

2 Generalidades

2.1 Ler e guardar o manual de instruções



Este manual de instruções faz parte deste ReVit Essential (a seguir denominado "o produto"). Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e o uso.

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar o produto. Isto aplica-se, em particular, às indicações de segurança. O não-cumprimento deste manual de instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. Devem ser observadas as diretivas e leis específicas de cada país no exterior. Guarde o manual de instruções para uso posterior. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e termos de sinalização são usados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.

ATENÇÃO!

Este símbolo/termo de sinalização indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO!

Este termo de sinalização indica possíveis danos materiais.



Este símbolo de sinalização fornece informações adicionais úteis sobre o manuseio e o uso.



Declaração de conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Este símbolo identifica aparelhos elétricos que pertencem à classe de proteção III (unidade principal).



Este símbolo indica a polaridade da corrente na conexão à fonte de alimentação.



Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em áreas interiores secas).



Este símbolo identifica a tensão estipulada e a corrente estipulada para a corrente contínua.

IP20

A fonte de alimentação CA/CC está protegida contra sólidos com um tamanho de até 12 mm.



A etiqueta internacional de eficiência indica que a fonte de alimentação atende aos requisitos do nível VI (fonte de alimentação CA/CC).



A fonte de alimentação CA/CC está equipada com um transformador de segurança à prova de curto-circuito.



A fonte de alimentação CA/CC possui uma fonte de alimentação combinatória.



Este símbolo identifica dispositivos elétricos da classe de proteção II (fonte de alimentação CA/CC).



Se a unidade de alimentação apresentar danos ou os pinos estiverem dobrados, a unidade de alimentação não poderá continuar a ser utilizada e deve ser eliminada como resíduo.



A marcação "GS" significa "Segurança Comprovada". Os produtos marcados com este símbolo cumprem os requisitos previstos na legislação alemã relativa à segurança dos produtos (ProdSG, na sigla em alemão) (fonte de alimentação CA/CC).

3 Segurança

3.1 Uso previsto

O produto é um dispositivo para o livre comércio e serve apenas para a esfoliação da camada superior da pele, para uma aparência mais fresca. Destina-se ao tratamento do rosto, do pescoço e das mãos. A pele pálida e danificada pelo sol também pode ser tratada com ele.

PT


O produto destina-se exclusivamente para o uso privado e não é apropriado para o uso comercial. O produto só deve ser usado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outro uso é considerado impróprio e pode resultar em danos à propriedade ou danos pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por uso incorreto ou impróprio.

3.2 Indicações de segurança

ATENÇÃO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Antes de ligar o produto, verifique se a tensão de rede da tomada coincide com os dados apresentados na placa de características da fonte de alimentação CA/CC.
- Conecte a fonte de alimentação CA/CC apenas a uma tomada facilmente acessível, para que se possa desconectá-lo rapidamente da rede elétrica em caso de falha.
- O produto só deve ser usado com a fonte de alimentação CA/CC fornecida. Não use a fonte de alimentação CA/CC para nenhuma outras finalidades.
- Se o cabo de alimentação da fonte de alimentação CA/CC estiver danificado, ele

deverá ser substituído pelo fabricante, por seu serviço de assistência ao cliente ou por pessoas semelhantemente qualificadas, de modo a evitar perigos.

- Nunca use a fonte de alimentação CA/CC se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se não funcionarem corretamente ou se estiverem submersos em água. Nesse caso, desconecte, imediatamente, a fonte de alimentação CA/CC.
- Não abrir a carcaça, mas permita que especialistas executem a reparação. Para tal, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Reparos realizados por conta própria, conexões incorretas ou uso incorreto anulam o direito a reclamações de responsabilidade e de garantia. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.
-  Mantenha o produto e a fonte de alimentação CA/CC longe da água ou de líquidos. Não o utilize próximo a banheiras, duchas, pias ou outros recipientes cheios de água.
- Não toque no produto ou na fonte de alimentação CA/CC se tiver caído na água. Desconecte-o, imediatamente, da fonte de alimentação antes de tocá-lo. Perigo de

choque elétrico se o produto e/ou a fonte de alimentação CA/CC não forem separados da rede elétrica!

- Sempre desligue o produto quando não estiver em uso, ao limpá-lo ou em caso de erro de funcionamento. Sempre desconecte a fonte de alimentação CA/CC da rede elétrica, se não estiver a usar o produto.
- Nunca toque na caixa e na fonte de alimentação CA/CC com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não insira objetos na carcaça.
- Não puxe a fonte de alimentação CA/CC da tomada pelo cabo, sempre toque na própria fonte de alimentação. Nunca transporte, puxe ou carregue o produto pelo cabo.
- Mantenha o produto e a fonte de alimentação CA/CC longe de chamas abertas e superfícies quentes.
- Instale o cabo de modo que ele não se torne um risco de tropeço.
- Não dobre o cabo, não o enrole em volta do produto e não o coloque sobre bordas afiadas.
- Use o produto somente em ambientes fechados.



ATENÇÃO! PERIGOS PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM HABILIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS OU COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO.

PT

- O produto não deve ser usado por crianças e menores de 16 anos, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento sobre o uso do produto. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.
- Mantenha crianças menores de 8 anos afastadas do produto e da fonte de alimentação CA/CC.
- Certifique-se de que as crianças não brinquem com a embalagem de plástico. Elas podem se emaranhar e sufocar durante a brincadeira.
- O produto contém peças pequenas. Mantenha-as afastadas de crianças pequenas.

ATENÇÃO! PERIGO DE LESÃO!

- Não use o produto se o seguinte se aplicar a si:
 - Sofre de rosácea.
 - Apresenta distúrbios endócrinos mal ajustados, tais como diabetes e problemas de tireóide.
 - O estado de sua pele é anormal devido a diabetes, doenças sistémicas ou metabólicas.
 - Recebeu tratamento de radiação ou quimioterapia nos últimos 3 meses ou áreas da sua pele apresentam tumores malignos.
 - Aplicou medicamentos em sua pele nos últimos 6 meses.
 - De acordo com o seu médico ou dermatologista, o tratamento em sua condição não é seguro.
- Não trate áreas com:
 - Eczemas ativos, psoríase, feridas, feridas abertas ou infeções (bolhas), manchas ou verrugas hepáticas, condição anormal da pele devido a doenças sistémicas ou metabólicas (por exemplo, diabetes).
 - Surtos de herpes no passado.
 - Pele traumatizada ou ferida.

- Exposição recente e desprotegida ao sol (aguarde 1 dia) ou se a sua pele estiver bronzeada ou queimada pelo sol (aguarde 3 dias).
- Não use o produto nos mamilos ou na área genital.
- Use o modo de reduzida sucção se não se sentir bem.
- Pare imediatamente de usar o produto se sua pele se tornar avermelhada.
- Tire todas as suas jóias antes dos tratamentos.
- Proteja sua pele com fator de proteção solar 30 ou superior se a expor ao sol após o uso do produto.

AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Não use adaptadores, anexos ou acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não coloque o produto próximo à borda de uma superfície para evitar que caia.
- Pare de usar o produto se as peças plásticas estiverem rachadas, quebradas ou deformadas.
- Não use produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas metálicas ou de nylon, ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e similares.

4 Verifique o produto e o volume de fornecimento

AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir.
1. Retirar o produto da embalagem.
 2. Verificar se o volume de fornecimento está completo (vide **Fig. A**).
 3. Verificar se o produto ou os componentes estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser usado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

5 Dados básicos sobre o produto

O produto é um dispositivo de terapia de ação dupla projetado para uso doméstico. Ele combina uma esfoliação de microdermoabrasão com uma estimulação a vácuo.

Esfoliação de microdermoabrasão

- Promove a esfoliação suave e não abrasiva, para uma pele mais suave e fresca.
- Ajuda a melhorar o tom da pele, a textura e a elasticidade da pele.
- Ajuda a reduzir as linhas visíveis ao redor dos olhos, manchas senis e cicatrizes superficiais.

Estimulação a vácuo

- Ajuda a estimular a circulação sanguínea, para uma pele mais suave e com aparência mais jovem.
- Transporta algumas impurezas para a superfície.
- Captura células mortas da pele para sua subsequente remoção.

6 Possíveis efeitos colaterais

Se seguir todas as instruções e todos os avisos, raramente ocorrerão complicações e efeitos colaterais. Existe um determinado risco associado a todos os produtos cosméticos, incluindo aqueles previstos para o uso doméstico. Portanto, é importante que se entenda os riscos e as complicações que podem ocorrer. Consulte o seu médico se tiver sintomas permanentes.


Efeito colateral	Risco
Formação de manchas: Pode haver uma ligeira formação de manchas. Essas manchas deveriam desaparecer após 2 a 3 dias.	Reduzido
Vermelhidão na pele: É possível que os capilares sanguíneos superficiais se dilatam. Isso pode causar vermelhidão durante alguns dias. Além disso, alguns capilares podem ter manchas vermelhas que também desaparecem com o tempo. Nesses casos, arrefeça imediatamente a área com água fria.	Reduzido

PT

7 Preparação do tratamento

7.1 Áreas de tratamento

Familiarize-se com essas áreas de tratamento e com as respectivas recomendações de tratamento.

Área de tratamento	Recomendação
Testa, bochechas e queixo 	Movimente o produto sobre a pele, do centro para fora.

Área de tratamento	Recomendação
Olhos e nariz 	Faça movimentos curtos, para cima, ao redor das sobrancelhas. Evite as pálpebras. Comece pelas áreas sob os olhos ao lado do nariz e guie o produto para fora em direção à linha do cabelo. Faça movimentos retos, para baixo, na área do nariz, seguindo a curvatura do nariz e o contorno das maçãs do rosto.
Pescoço 	Faça movimentos suaves, para baixo, em toda a área do pescoço.

7.2 Fixar e trocar os acessórios de tratamento

O produto dispõe de dois acessórios de tratamento (Fino e Grosso, indicação no adaptador de tratamento) **1**. Recomenda-se começar com o acessório de tratamento fino.



Use o acessório de tratamento fino para um tratamento geral ou final e o acessório de tratamento grosso para a esfoliação grossa.

Como fixar e trocar acessórios de tratamento:

1. Certifique-se de que a unidade principal **4** não esteja conectada à fonte de alimentação CA/CC **7**.
2. Remova o acessório de tratamento atual da unidade principal puxando-o com cuidado.
3. Fixe o outro acessório de tratamento à unidade principal. Antes de usar, certifique-se de que o acessório de tratamento está firme.

8 Operação

8.1 Precauções recomendadas

- Realize um teste pontual numa pequena área da pele antes do primeiro tratamento de uma área. Continue o tratamento se não ocorrerem efeitos colaterais.
- Recomenda-se iniciar com o modo de baixa sucção e comutar para o modo de alta sucção após 2 a 3 tratamentos. Caso se sentir desconfortável, trate a respectiva área no modo de baixa sucção.
- Trate as áreas individuais primeiramente 2 a 4 vezes. Quando a sua pele se habituar ao tratamento, pode aumentar para 4 a 6 vezes.
- Recomenda-se usar o produto no máximo duas vezes por semana.
- Pare o tratamento imediatamente se não se sentir bem.

8.2 Passos de tratamento

1. Certifique-se de que a sua pele está limpa, seca e sem pó, creme ou gel.
2. Certifique-se de que a tampa de borracha **2**, o filtro **3** e o acessório de tratamento **1** estejam firmemente fixos à unidade principal **4**.
Recomenda-se começar com o acessório de tratamento fino (consulte a seção “Fixar e trocar os acessórios de tratamento”).
3. Conecte o cabo da fonte de alimentação CA/CC **7** à conexão à fonte de alimentação **6**.
4. Conecte a fonte de alimentação CA/CC a uma tomada.
5. Prima o botão de comando (⏻) **5** para ligar o produto. O produto está pronto para ser utilizado no modo de baixa sucção.
6. Prima firmemente o acessório de tratamento contra a pele, de modo a sentir a sucção. Trate cada área como descrito na seção “Áreas de tratamento”.
7. Se necessário, prima novamente o botão de comando (⏻) para comutar do modo de baixa sucção para o modo de alta sucção.
8. Quando terminar, prima o botão de comando (⏻) uma ou duas vezes para desligar o produto (dependendo do modo de sucção atual).
9. Desconecte a fonte de alimentação CA/CC da conexão à fonte de alimentação e da tomada elétrica.



Evite a luz solar direta após o tratamento e aplique FPS 30 ou superior. Também poderá aplicar uma máscara facial ou um creme para o dia ou para a noite.

9 Limpeza e manutenção

9.1 Limpeza da unidade principal e dos acessórios de tratamento

1. Desconecte o produto da tomada.
2. Limpe a unidade principal **4** com um pano húmido. Em seguida, seque-a completamente com um pano seco.
3. Se desejar limpar os acessórios de tratamento **1**, remova-os primeiramente da unidade principal. Lave os acessórios do tratamento com água e sabão e depois seque-os bem. Recomenda-se trocar os acessórios de tratamento a cada 6 meses ou mais cedo se as extremidades abrasivas dos acessórios estiverem danificadas.

9.2 Limpeza e troca do filtro

O filtro **3** deve ser limpo ou substituído devido ao acúmulo de células mortas da pele. É recomendável fazê-lo após alguns tratamentos.

1. Puxe cuidadosamente o acessório de tratamento da unidade principal.
2. Retire a tampa de borracha **2** e depois o filtro.
3. Se desejar limpar o filtro, remova quaisquer resíduos com uma escova macia e recolque-o na unidade principal. Se deseja trocar um filtro, remova o filtro atual e insira um novo.
4. Recolque a tampa de borracha e, em seguida, fixe novamente o acessório de tratamento na unidade principal. Certifique-se de que os dois componentes estejam firmemente conectados.



Em nosso site em “www.silkn.eu” poderá adquirir novos filtros e acessórios de tratamento. Se precisar de tampas de borracha sobressalentes ou de fontes de alimentação CA/CC, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente.

10 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento. Armazenar o produto num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.

11 Solução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenos erros que se pode consertar pessoalmente. Siga as instruções na tabela a seguir. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

PT

Falha	Possível causa e solução
O produto não funciona.	Certifique-se de que a fonte de alimentação CA/CC esteja corretamente conectada ao produto e a uma tomada.
Não sinto qualquer efeito de sucção quando o produto toca minha pele.	Certifique-se de que o produto esteja ligado e verifique se o filtro, a tampa de borracha e o acessório de tratamento estejam corretamente conectados à unidade principal.

12 Dados técnicos

Modelo: H4201

Tecnologia: Acessório a vácuo

Potência de entrada: 12 V === 0,2 A

Classe de proteção: III

Peso: 110 g

Tipo de proteção: IPX0

Transporte e armazenamento entre as aplicações e condições de armazenamento

Temperatura: -40 °C a +70 °C

Humidade relativa do ar: 10 % a 90 %

Pressão atmosférica: 500 a 1060 hPa

Condições operacionais

Temperatura:	10 °C a 35 °C
Humidade relativa do ar:	30 % a 75 %
Pressão atmosférica:	700 a 1060 hPa

Fonte de alimentação CA/CC

Número de modelo:	EHI200-0500WG (UE) EHI200-0500WE (GB)
Entrada:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Saída:	12 V === 0,5 A 6,0 W
Potência de saída:	6,0 W
Classe de proteção:	II
Tipo de proteção:	IP20

Dados publicados	Valor e exatidão	Unidade
Nome ou marca do fabricante, número de registo comercial e morada:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Especificações de modelo:	EHI200-0500WG (UE) EHI200-0500WE (GB)	
Tensão de entrada:	100–240	v
Frequência da corrente de alimentação alternada:	50/60	Hz
Tensão de saída:	12	v
Corrente de saída:	0,5	A
Potência de saída:	6	w
Eficiência média de funcionamento:	81,89	%

Dados publicados	Valor e exatidão	Unidade
Eficiência com carga reduzida (10 %):	79,97	%
Consumo de corrente em vazio:	0,032	w

13 Eliminação

PT

13.1 Eliminação da embalagem



Elimine, separadamente, os componentes da embalagem. Cartão e papelão devem ser entregues ao centro de recolha de papel usado, filmes devem ser enviados ao centro de recolha de materiais recicláveis.

13.2 Descarte do produto

(Aplicável na União Europeia e em outros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



Os aparelhos velhos não devem ser descartados com o lixo doméstico!

Se o produto não puder mais ser usado, **descarte-o de acordo com os regulamentos vigentes em seu estado ou país.** Isso garante que os aparelhos

velhos sejam devidamente reciclados e que sejam evitados efeitos negativos sobre o ambiente. Portanto, equipamentos elétricos e eletrónicos são marcados com o símbolo mostrado aqui.

14 Informações sobre a garantia

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

15 Serviço de assistência ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: www.silkn.eu. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em www.silkn.eu como PDF.

PT Número de serviço: +31(0)180-330550
Email: info@silkn.eu

Νομική υπόδειξη

Η Home Skinovations Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μετατροπές προϊόντων ή προδιαγραφών, προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση ή την ασφάλεια λειτουργίας τους, ή προκειμένου να απλουστεύσει τη διαδικασία παραγωγής. Οι πληροφορίες που διαθέτει η Home Skinovations Ltd. τη χρονική στιγμή της παρούσας δημοσίευσης θεωρούνται ορθές και αξιόπιστες. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρησιμοποίησή τους. Δεν παραχωρείται καμία άδεια ούτε σιωπηρά, ούτε λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ούτε λόγω δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας της Home Skinovations Ltd.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση κανενός τμήματος του παρόντος εγγράφου για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε μορφή, είτε με ηλεκτρονικά είτε με μηχανικά μέσα, χωρίς τη ρητή, γραπτή έγκριση της Home Skinovations Ltd. Με την επιφύλαξη μετατροπών των δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η Home Skinovations Ltd. διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος εγγράφου. Η διάθεση του εγγράφου αυτού δε σας παραχωρεί καμία άδεια σε αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει ρυθμιστεί ρητά σε γραπτή συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Με την επιφύλαξη μετατροπών των τεχνικών δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η ονομασία Silk'n και το λογότυπο Silk'n-Logo είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της εταιρίας Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Ολλανδία

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Περιεχόμενα

1	Παραδοτέος εξοπλισμός/Τμήματα της συσκευής	116
2	Γενικά	116
2.1	Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης	116
2.2	Επεξήγηση συμβόλων	116
3	Ασφάλεια	118
3.1	Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό	118
3.2	Υποδείξεις ασφαλείας	118
4	Έλεγχος προϊόντος και παραδοτέου εξοπλισμού	125
5	Βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν	125
6	Πιθανές παρενέργειες	126
7	Προετοιμασία εφαρμογής	126
7.1	Περιοχές εφαρμογής	126
7.2	Τοποθέτηση και αντικατάσταση προσαρτώμενων εξαρτημάτων	127
8	Χειρισμός	128
8.1	Συνιστώμενα προληπτικά μέτρα	128
8.2	Διαδικασία εφαρμογής	128
9	Καθαρισμός και συντήρηση	129
9.1	Καθαρισμός κύριας μονάδας και προσαρτώμενων εξαρτημάτων	129
9.2	Καθαρισμός και αντικατάσταση του φίλτρου	129
10	Φύλαξη	130
11	Ανίχνευση σφαλμάτων	130
12	Τεχνικά στοιχεία	131
13	Διάθεση	132
13.1	Διάθεση συσκευασίας	132
13.2	Διάθεση συσκευής	133
14	Πληροφορίες εγγύησης	133
15	Εξυπηρέτηση πελατών	133

1 Παραδοτέος εξοπλισμός/Τμήματα της συσκευής

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Προσαρτώμενο εξάρτημα απολέπισης (λεπτό/χονδρό), 2x* | 5 Πλήκτρο ελέγχου (⏻) |
| 2 Λαστιχένιο πώμα, 4x* | 6 Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού |
| 3 Φίλτρο, 31x* | 7 Τροφοδοτικό AC/DC (με καλώδιο) |
| 4 Κεντρική μονάδα | |

*Ένα τεμάχιο έχει ήδη συναρμολογηθεί στην κεντρική μονάδα.

GR

2 Γενικά

2.1 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης



Οι παρούσες οδηγίες χρήσης αφορούν την παρούσα συσκευή ReVit Essential (στο εξή «προϊόν»). Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση σε λειτουργία και τη χρήση. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πολύ προσεκτικά, πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Αυτό ισχύει κυρίως για τις υποδείξεις ασφαλείας. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιές του προϊόντος. Οι οδηγίες χρήσης βασίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το εξωτερικό, λάβετε υπόψη σας και τους κατά τόπους νόμους και κανονισμούς. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μεταγενέστερη χρήση. Αν παραδώσετε το προϊόν σε τρίτους, δώστε οπωσδήποτε μαζί και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

2.2 Επεξήγηση συμβόλων

Τα παρακάτω σύμβολα και λέξεις σήμανσης χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, επάνω στο προϊόν, καθώς και στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτή η λέξη σήμανσης/αυτό το σύμβολο σήμανσης περιγράφει έναν μεσαίο κίνδυνο, ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή βαρύ τραυματισμό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Αυτή η λέξη σήμανσης προειδοποιεί για πιθανές υλικές ζημιές.



Αυτό το σύμβολο σήμανσης σάς μεταφέρει σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση.



Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.



Το σύμβολο αυτό χαρακτηρίζει ηλεκτρικές συσκευές της κατηγορίας προστασίας III (κεντρική μονάδα).



Το σύμβολο αυτό δείχνει την πολικότητα των ακίδων στο τροφοδοτικό πρίζας.



Οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό είναι κατάλληλες μόνο για τη χρήση στο νοικοκυριό (σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους).



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ονομαστική τάση και το ονομαστικό ρεύμα για συνεχές ρεύμα.

IP20

Το τροφοδοτικό AC/DC διαθέτει προστασία από στερεά σώματα μεγέθους έως 12 mm.



Το διεθνές σύμβολο απόδοσης επισημαίνει ότι η παροχή ρεύματος πληροί τις απαιτήσεις της βαθμίδας VI (τροφοδοτικό AC/DC).



Το τροφοδοτικό AC/DC διαθέτει μετασχηματιστή προστασίας βραχυκυκλώματος.



Το τροφοδοτικό AC/DC διαθέτει μετατροπέα ρεύματος.



Το σύμβολο αυτό χαρακτηρίζει ηλεκτρικές συσκευές της κατηγορίας προστασίας II (τροφοδοτικό AC/DC).



Εάν το τροφοδοτικό έχει υποστεί ζημιά ή τα στελέχη έχουν λυγίσει, πρέπει να απορρίψετε το τροφοδοτικό και απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση του.



Η σήμανση «GS» αντιστοιχεί σε «ελεγμένη ασφάλεια». Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο πληρούν τις προδιαγραφές του γερμανικού νόμου περί ασφάλειας προϊόντων (ProdSG) (τροφοδοτικό AC/DC).

3 Ασφάλεια

3.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το προϊόν είναι μια συσκευή για ελεύθερη εμπορική διάθεση που χρησιμεύει αποκλειστικά για την απολέπιση (reeling) του άνω στρώματος της επιδερμίδας για μια πιο φρέσκια όψη. Προορίζεται για την περιποίηση του προσώπου, του λαιμού και των χεριών. Είναι κατάλληλο και την εφαρμογή σε χλωμή επιδερμίδα ή σε επιδερμίδα που έχει υποστεί βλάβες από τον ήλιο.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη σύμφωνη με τον προορισμό και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές σε πρόσωπα. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη χρήση ή από λανθασμένη χρήση.

3.2 Υποδείξεις ασφαλείας


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

- Συνδέετε το προϊόν με το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο αν η τάση δικτύου της πρίζας συμφωνεί με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του τροφοδοτικού AC/DC.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC μόνο σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, έτσι ώστε

σε περίπτωση βλάβης να μπορείτε να το αποσυνδέσετε γρήγορα από την παροχή ρεύματος.

- Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με το παρεχόμενο στη συσκευασία τροφοδοτικό AC/DC. Μην χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό AC/DC για άλλους σκοπούς.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αλλαχτεί από τον κατασκευαστή, από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή από κάποιον άλλον τεχνικό, για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό AC/DC, εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει βυθιστεί σε νερό. Σε αυτή την περίπτωση αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό AC/DC.
- Μην ανοίγετε το πλαίσιο, παρά αναθέστε την επισκευή σε ειδικούς. Για το σκοπό αυτό αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης επισκευής, ακατάλληλης σύνδεσης ή λανθασμένου χειρισμού εκπίπτουν όλες οι απαιτήσεις ευθύνης και εγγύησης. Σε αυτό το προϊόν βρίσκονται

ηλεκτρικά και μηχανικά τμήματα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την προστασία από πηγές κινδύνου.

-  Κρατάτε το προϊόν και το τροφοδοτικό AC/DC μακριά από νερό ή υγρά. Μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλους περιέκτες νερού.
- Μην πιάσετε το προϊόν ή το τροφοδοτικό AC/DC εάν πέσει μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε το αμέσως από την παροχή ρεύματος πριν το πιάσετε. Εάν δεν αποσυνδέσετε το προϊόν ή/και το τροφοδοτικό AC/DC από την παροχή ρεύματος, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία!
- Απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν, όταν δεν το χρησιμοποιείτε, όταν το καθαρίζετε ή όταν παρουσιαστεί βλάβη. Αποσυνδέετε πάντοτε το τροφοδοτικό AC/DC από την παροχή ρεύματος, όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Μην αγγίζετε ποτέ το περίβλημα και το τροφοδοτικό AC/DC με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο της συσκευής.

- Μη βγάζετε ποτέ το τροφοδοτικό AC/DC από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο, παρά πάντα από το ίδιο το τροφοδοτικό. Μη μεταφέρετε, μην τραβάτε ή μη σηκώνετε ποτέ το προϊόν από το καλώδιο.
- Κρατάτε το προϊόν και το τροφοδοτικό AC/DC μακριά από ανοιχτές φλόγες και καυτές επιφάνειες.
- Τοποθετείτε το καλώδιο κατά τρόπο, ώστε να μη σκοντάψει κανείς σε αυτό.
- Μην τσακίζετε το καλώδιο, μην το τυλίγετε γύρω από το προϊόν και μην το τοποθετείτε πάνω σε αιχμηρές ακμές.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Η ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ.

- Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος από παιδιά και άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Τα

παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 8 ετών μακριά από το προϊόν και το τροφοδοτικό AC/DC.
- Να βεβαιώνεστε πως τα παιδιά δεν παίζουν με την πλαστική συσκευασία. Μπορεί, ενώ παίζουν, να τυλιχτούν σε αυτήν και να πάθουν ασφυξία.
- Το προϊόν περιέχει μικρά τεμάχια. Κρατάτε τα μακριά από τα παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Υποφέρετε από ροδόχρου ακμή.
 - Παρουσιάζετε δύσκολα ρυθμιζόμενες ενδοκρινικές διαταραχές όπως διαβήτη και προβλήματα του θυρεοειδούς.
 - Η κατάσταση της επιδερμίδας σας δεν είναι κανονική λόγω διαβήτη, συστημικών παθήσεων ή παθήσεων του μεταβολισμού.
 - Έχετε υποβληθεί τους τελευταίους 3 μήνες σε ακτινο- ή χημειοθεραπεία ή μέρη της επιδερμίδας σας εμφανίζουν κακοήθεις όγκους.

- Έχετε κάνει τους τελευταίους 6 μήνες χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο δέρμα σας.
- Ο ιατρός ή ο δερματολόγος σας θεωρεί πως η εφαρμογή δεν είναι ασφαλής στην περίπτωση σας.

GR

- Αποφεύγετε την εφαρμογή σε περιοχές της επιδερμίδας με:
 - ενεργά εκζέματα, ψωρίαση, πληγές, ανοιχτές πληγές ή μολύνσεις (φουσκάλες), ελιές ή κρεατοελιές, μη κανονική κατάσταση επιδερμίδας ως επακόλουθο συστημικών παθήσεων ή παθήσεων του μεταβολισμού (π.χ. διαβήτη).
 - εξάρσεις έρπητα κατά το παρελθόν.
 - τραύματα ή πληγές.
 - πρόσφατη έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία (περιμένετε 1 ημέρα) ή εάν το δέρμα σας έχει μαυρίσει ή καεί από τον ήλιο (περιμένετε 3 ημέρες).
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν στις θηλές και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.
- Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μειωμένης ισχύος αναρρόφησης εάν δεν αισθάνεστε καλά.

- Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η επιδερμίδα σας εμφανίσει έντονη ερυθρότητα.
- Πριν από τις εφαρμογές αφαιρείτε όλα σας τα κοσμήματα.
- Προστατεύετε το δέρμα σας με δείκτη προστασίας 30 ή υψηλότερο σε περίπτωση έκθεσης στον ήλιο μετά από τη χρήση του προϊόντος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ!

- Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς, προσαρτήματα ή εξαρτήματα που δεν συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μην αποθέτετε το προϊόν στην άκρη επιφανειών, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη πτώση του.
- Μη χρησιμοποιείτε πια το προϊόν, εάν τα πλαστικά του τμήματα έχουν υποστεί ρωγμές, έχουν σπάσει ή έχουν παραμορφωθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικά απορρυπαντικά, βούρτσες με μεταλλικές ή νάιλον τρίχες, καθώς και αιχμηρά ή μεταλλικά εξαρτήματα καθαρισμού, όπως μαχαίρια, σκληρές σπάτουλες και παρόμοια.

4 Έλεγχος προϊόντος και παραδοτέου εξοπλισμού

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ!

• Εάν ανοίξετε τη συσκευασία χωρίς προσοχή και χρησιμοποιήσετε κοφτερά μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν. Ανοίξτε τη συσκευασία με μεγάλη προσοχή.

1. Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία.
2. Ελέγξτε αν ο παραδοτέος εξοπλισμός είναι πλήρης (βλέπε **εικ. Α**).
3. Ελέγξτε αν το προϊόν ή τα μεμονωμένα τμήματά του έχουν υποστεί ζημιά. Αν συμβαίνει αυτό, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

5 Βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν

Το προϊόν είναι μια συσκευή θεραπείας διπλής δράσης, η οποία προορίζεται για οικιακή χρήση. Συνδυάζει απολέπιση μικροδερμοαπόξεσης με διέγερση κενού.

Απολέπιση μικροδερμοαπόξεσης

- Υποστηρίζει την απαλή, μη τραχιά απολέπιση για πιο λεία και νεανική όψη της επιδερμίδας.
- Συμβάλλει στη βελτίωση του τόνου της επιδερμίδας, της υφής και της ελαστικότητας του δέρματος.
- Βοηθάει στη μείωση των ορατών λεπτών γραμμών γύρω από τα μάτια, των πανάδων ηλικίας και των επιφανειακών ουλών.

Διέγερση κενού

- Συμβάλλει στη διέγερση της κυκλοφορίας του αίματος για πιο λεία, νεανική όψη της επιδερμίδας.

- Φέρει ορισμένες βρωμιές στην επιφάνεια.
- Συλλέγει τα νεκρά κύτταρα για την απομάκρυνσή τους.

6 Πιθανές παρενέργειες


Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης και λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις, η εμφάνιση παρενεργειών και επιπλοκών είναι σπάνια. Όπως με όλα τα καλλυντικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προορίζονται για οικιακή χρήση, παραμένει ένας ορισμένος κίνδυνος. Για αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπλοκές που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Απευθυνθείτε στον ιατρό σας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων που επιμένουν.



Παρενέργεια	Κίνδυνος
Σχηματισμός κηλίδων: Ενδεχομένως να υπάρξει σχηματισμός ελαφρών κηλίδων. Αυτές θα εξαφανιστούν μετά από 2 έως 3 ημέρες.	Μικρός
Ερυθρότητα επιδερμίδας: Πιθανώς οφείλεται στην επέκταση των επιφανειακών τριχοειδών αγγείων της επιδερμίδας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια ερυθρότητα για μερικές ημέρες. Επίσης ορισμένα τριχοειδή αγγεία μπορεί να εμφανίσουν ερυθρές κηλίδες, οι οποίες υποχωρούν με τον καιρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις δροσίστε αμέσως τις περιοχές με κρύο νερό.	Μικρός

7 Προετοιμασία εφαρμογής

7.1 Περιοχές εφαρμογής

Εξοικειωθείτε με τις περιοχές εφαρμογής και τους αντίστοιχους για κάθε περιοχή, συνιστώμενους τρόπους εφαρμογής.

Περιοχή εφαρμογής	Συνιστώμενος τρόπος χρήσης
Μέτωπο, μάγουλα και σαγόι 	Μετακινείτε το προϊόν επάνω στην επιδερμίδα από το κέντρο προς τα έξω.

Περιοχή εφαρμογής	Συνιστώμενος τρόπος χρήσης
<p>Μάτια και μύτη</p> 	<p>Στην περιοχή γύρω από τα φρύδια κάντε μικρές κινήσεις προς τα επάνω. Αποφεύγετε τα βλέφαρα. Για τις περιοχές κάτω από τα μάτια, αρχίστε την εφαρμογή δίπλα από τη μύτη και μετακινήστε το προϊόν προς τα έξω, στο περίγραμμα των μαλλιών. Στην περιοχή της μύτης πραγματοποιήστε ευθείες κινήσεις προς τα κάτω, ακολουθώντας την καμπύλη της μύτης και το περίγραμμα των ζυγωματικών.</p>
<p>Λαιμός</p> 	<p>Εφαρμόστε σε όλη την περιοχή του λαιμού με απαλές κινήσεις προς τα κάτω.</p>

7.2 Τοποθέτηση και αντικατάσταση προσαρτώμενων εξαρτημάτων

Το προϊόν διαθέτει δύο προσαρτώμενα εξαρτήματα (λεπτό και χονδρό, ένδειξη στο εξάρτημα) **1**. Συνιστάται να αρχίσετε την εφαρμογή με το λεπτό εξάρτημα.

i Χρησιμοποιείτε το λεπτό εξάρτημα για γενική θεραπεία ή για το τελείωμα και το χονδρό εξάρτημα για την χονδρή απολέπιση.

Έτσι μπορείτε να τοποθετείτε και να αλλάζετε τα προσαρτώμενα εξαρτήματα:

1. Βεβαιωθείτε πως η κεντρική μονάδα **4** δεν είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό AC/DC **7**.
2. Αφαιρέστε το προσαρτώμενο εξάρτημα από την κύρια μονάδα τραβώντας το προσεκτικά.
3. Τοποθετήστε το άλλο προσαρτώμενο εξάρτημα στην κύρια μονάδα. Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε πως το εξάρτημα είναι σταθερά τοποθετημένο.

8 Χειρισμός

8.1 Συνιστώμενα προληπτικά μέτρα

- Πριν από την πρώτη εφαρμογή σε μια περιοχή πραγματοποιήστε μια δοκιμή μικρής έκτασης σε ένα σημείο της επιδερμίδας. Συνεχίστε με την εφαρμογή εφόσον δεν παρουσιαστούν παρενέργειες.
- Συνιστάται να αρχίσετε με τη λειτουργία μειωμένης ισχύος αναρρόφησης και να μεταβείτε στη λειτουργία υψηλής ισχύος αναρρόφησης μετά από 2 ή 3 εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε στην περιοχή εφαρμογής τη λειτουργία μειωμένης ισχύος αναρρόφησης εάν δεν αισθάνεστε καλά.
- Αρχικά, εφαρμόστε στις επιμέρους περιοχές 2 έως 4 φορές. Όταν η επιδερμίδα σας συνηθίσει στην εφαρμογή, μπορείτε να αυξήσετε την εφαρμογή σε 4 έως 6 φορές.
- Συνιστάται η χρήση του προϊόντος να μην υπερβαίνει τις δύο φορές την εβδομάδα.
- Τερματίστε αμέσως την εφαρμογή εάν δεν αισθάνεστε καλά.

8.2 Διαδικασία εφαρμογής

1. Βεβαιωθείτε πως η επιδερμίδα σας είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από πούδρα, κρέμα ή γέλη.
2. Βεβαιωθείτε πως το λαστιχένιο πώμα **2**, το φίλτρο **3** και το προσαρτώμενο εξάρτημα **1** έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια στην κύρια μονάδα **4**.

Συνιστάται να αρχίσετε την εφαρμογή με το λεπτό εξάρτημα (βλέπε παράγραφο «Τοποθέτηση και αντικατάσταση προσαρτώμενων εξαρτημάτων»).

3. Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού AC/DC **7** στην υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού **6**.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC σε μια πρίζα.
5. Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου (⏻) **5**, για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση με τη λειτουργία μειωμένης ισχύος αναρρόφησης.
6. Πιέστε δυνατά το προσαρτώμενο εξάρτημα στην επιδερμίδα κατά τρόπο, ώστε να νιώθετε την αναρρόφηση. Εφαρμόστε στις επιμέρους περιοχές όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Περιοχές εφαρμογής».
7. Ενδεχομένως πιέστε ξανά το πλήκτρο ελέγχου (⏻), προκειμένου από τη λειτουργία μειωμένης ισχύος αναρρόφησης να μεταβείτε στη λειτουργία υψηλής ισχύος αναρρόφησης.

- Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο ελέγχου (⏻) μία ή δύο φορές (ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία αναρρόφησης), για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC από την πρίζα.



Μετά την εφαρμογή αποφεύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως και χρησιμοποιείτε μέσο αντηλιακής προστασίας με δείκτη προστασίας 30 ή υψηλότερο. Μπορείτε να εφαρμόσετε και μια μάσκα προσώπου ή μια κρέμα ημέρας ή νύχτας.

9 Καθαρισμός και συντήρηση

9.1 Καθαρισμός κύριας μονάδας και προσαρτώμενων εξαρτημάτων

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα.
- Σκουπίστε την κύρια μονάδα (4) με ένα υγρό πανί. Στη συνέχεια στεγνώστε την σκουπίζοντας με στεγνό πανί.
- Εάν θέλετε να καθαρίσετε τα προσαρτώμενα εξαρτήματα (1), αφαιρέστε τα πρώτα από την κύρια μονάδα. Πλύνετε τα προσαρτώμενα εξαρτήματα με νερό και σαπούνι και στεγνώστε τα καλά.

Συνιστάται η αντικατάσταση των προσαρτώμενων εξαρτημάτων κάθε 6 μήνες ή νωρίτερα εάν τα λειαντικά άκρα των εξαρτημάτων έχουν φθαρεί.

9.2 Καθαρισμός και αντικατάσταση του φίλτρου

Το φίλτρο (3) πρέπει να καθαριστεί ή να αντικατασταθεί λόγω συσσώρευσης νεκρών κυττάρων. Συνιστάται να καθαρίζεται ή να αντικαθίσταται μετά από μερικές εφαρμογές.

- Αφαιρέστε το προσαρτώμενο εξάρτημα από την κύρια μονάδα τραβώντας το με προσοχή.
- Αφαιρέστε το λαστιχένιο πώμα (2) και στη συνέχεια το φίλτρο.
- Εάν θέλετε να καθαρίσετε το φίλτρο, βουρτσίστε τα υπολείμματα με μια μαλακή βούρτσα και τοποθετήστε το ξανά στην κύρια μονάδα. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα φίλτρο, αφαιρέστε το χρησιμοποιούμενο φίλτρο και τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο.
- Τοποθετήστε το λαστιχένιο πώμα στη θέση του και στερεώστε το προσαρτώμενο εξάρτημα στην κύρια μονάδα. Βεβαιωθείτε πως τα δύο εξαρτήματα είναι σταθερά μεταξύ τους συνδεδεμένα.



Στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση «www.silkn.eu» μπορείτε να αγοράσετε νέα φίλτρα και εξαρτήματα. Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά λαστιχένια πώματα ή τροφοδοτικά AC/DC, αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

10 Φύλαξη

Πριν τη φύλαξη όλα τα τεμάχια πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως. Φυλάσσετε το προϊόν σε καθαρό και στεγνό μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

GR

11 Ανίχνευση σφαλμάτων

Μερικά προβλήματα προκύπτουν κατά πάσα πιθανότητα εξαιτίας μικρών βλαβών, τις οποίες μπορείτε να παραμερίσετε μόνοι σας. Για το σκοπό αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες στον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα δεν παραμεριστεί με αυτόν τον τρόπο, αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μην επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν.

Βλάβη	Πιθανή αιτία και λύση
Το προϊόν δε λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε πως το τροφοδοτικό AC/DC είναι κανονικά συνδεδεμένο στο προϊόν και στην πρίζα.
Δεν αισθάνομαι καμία αναρρόφηση όταν το προϊόν έρχεται σε επαφή με την επιδερμίδα μου.	Βεβαιωθείτε πως το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και ελέγξτε εάν το φίλτρο, το λαστιχένιο πώμα και το προσαρτώμενο εξάρτημα έχουν τοποθετηθεί σωστά στην κύρια μονάδα.

12 Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο:	H4201
Τεχνολογία:	Εξάρτημα κενού
Ισχύς εισόδου:	12 V === 0,2 A
Κατηγορία προστασίας:	III
Βάρος:	110 g
Βαθμός προστασίας:	IPX0
Μεταφορά και φύλαξη μεταξύ των εφαρμογών και συνθήκες φύλαξης	
Θερμοκρασία:	-40 °C έως +70 °C
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία:	10 % έως 90 %
Ατμοσφαιρική πίεση:	500 έως 1060 hPa
Συνθήκες λειτουργίας	
Θερμοκρασία:	10 °C έως 35 °C
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία:	30 % έως 75 %
Ατμοσφαιρική πίεση:	700 έως 1060 hPa

Τροφοδοτικό AC/DC

Αριθμός μοντέλου:	EH1200-0500WG (EE) EH1200-0500WE (GB)
Είσοδος:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Έξοδος:	12 V === 0,5 A 6,0 W
Ισχύς εξόδου:	6,0 W
Κατηγορία προστασίας:	II
Βαθμός προστασίας:	IP20

Δημοσιευμένα στοιχεία	Τιμή και ακρίβεια	Μονάδα
Επωνυμία ή μάρκα κατασκευαστή, αριθμός εμπορικού μητρώου και διεύθυνση:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Κωδικός μοντέλου:	EH1200-0500WG (EE) EH1200-0500WE (GB)	
Τάση εισόδου:	100-240	V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου:	50/60	Hz
Τάση εξόδου:	12	V
Ρεύμα εξόδου:	0,5	A
Ισχύς εξόδου:	6	W
Μέση απόδοση σε λειτουργία:	81,89	%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %):	79,97	%
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο:	0,032	W

GR

13 Διάθεση

13.1 Διάθεση συσκευασίας



Διαθέτετε τα τμήματα της συσκευασίας ανάλογα με το είδος τους. Παραδίδετε το χαρτόνι και τις κούτες στην ανακύκλωση χαρτιού και τις πλαστικές μεμβράνες στα ανακυκλώσιμα υλικά.

13.2 Διάθεση συσκευής

(Για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σύστημα διαχωρισμού υλικών.)



Οι παλιές συσκευές δεν επιτρέπεται να διατίθενται στα οικιακά απορρίμματα!

Αν το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια, **διαθέστε το σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της περιοχής ή της χώρας σας.**

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η κατάλληλη επαναχρησιμοποίηση των παλιών συσκευών και

αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές συσκευές διαθέτουν την απεικονιζόμενη σήμανση.

14 Πληροφορίες εγγύησης

Το προϊόν αυτό καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εύρος της εγγύησης για το προϊόν αυτό περιορίζεται σε τεχνικές ελλείψεις που προκλήθηκαν λόγω λανθασμένων διαδικασιών παραγωγής. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα εγγύησης, φροντίστε να λάβετε τις αντίστοιχες υποδείξεις από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Ενδέχεται να μπορεί να λύσει το πρόβλημά σας, χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν στο κατά-στημα ή στο Κέντρο Σέρβις. Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι πάντα στη διάθεσή σας!

15 Εξυπηρέτηση πελατών

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Silk'n θα βρείτε στην τοπική σας ιστοσελίδα της Silk'n, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.silkn.eu. Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή έχει βλάβη, αν χρειάζεται επισκευή ή εσείς χρειάζεστε τη βοήθειά μας, αποταθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Silk'n. Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.silkn.eu.

Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών: +31(0)180-330550

Email: info@silkn.eu

Telif Hakkı 2021 © Home Skinovations Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Yasal uyarı

Home Skinovations Ltd. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Home Skinovations Ltd. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Home Skinovations Ltd. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Home Skinovations Ltd. zimni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

Bu belgenin hiçbir kısmı, Home Skinovations Ltd.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Home Skinovations Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Home Skinovations Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silk'n logosu Home Skinovations Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Hollanda

www.silkkn.eu – info@silkkn.eu

TR

İçindekiler

1	Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları	136
2	Genel	136
2.1	Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması	136
2.2	Sembol açıklamaları	136
3	Güvenlik	138
3.1	Amaca uygun kullanım	138
3.2	Güvenlik uyarıları	138
4	Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü	143
5	Ürünle ilgili temel bilgiler	143
6	Muhtemel yan etkiler	144
7	Uygulamaya hazırlık	144
7.1	Uygulama alanları	144
7.2	Uygulama başlıklarının takılması ve değiştirilmesi	145
8	Kullanım	145
8.1	Tavsiye edilen önlemler	145
8.2	Uygulama aşamaları	146
9	Temizlik ve bakım	146
9.1	Ana ünite ve uygulama başlıklarının temizlenmesi	146
9.2	Filtrelerin temizlenmesi ve değiştirilmesi	147
10	Saklama	147
11	Hata arama	147
12	Teknik bilgiler	148
13	İmha	149
13.1	Ambalajın imhası	149
13.2	Ürünün imhası	150
14	Garanti bilgileri	150
15	Müşteri Hizmetleri	150

I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- 1 Uygulama başlığı (ince/kalın), 2x*
- 2 Lastik kapak, 4x*
- 3 Filtre, 3 l x*
- 4 Ana ünite
- 5 Kumanda düğmesi (⏻)
- 6 Güç adaptörü bağlantısı
- 7 AC/DC güç adaptörü (kablolu)

*Bir adedi ana üniteye takılıdır.

2 Genel

2.1 Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması



Bu kullanım kılavuzu bu ReVit Essential (bundan böyle "Ürün" olarak adlandırılır) ürününe aittir. Çalıştırma ve kullanımla ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzu Avrupa Birliği içerisinde geçerli norm ve kuralları temel alır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.

UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

DUYURU!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Bu sembol, Koruma Sınıfı III kapsamındaki elektrik cihazlarını (ana ünite) belirtmektedir.



Bu sembol, güç adaptörü bağlantısındaki akımın kutuplarını belirtmektedir.



Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekanlarda).



Bu sembol, doğru akım için nominal gerilimi ve nominal akımı belirtir.

IP20

AC/DC güç adaptörü 12 mm büyüklüğüne kadar katı cisimlere karşı korumalıdır.



Uluslararası verimlilik göstergesi, güç kaynağının VI. basamak gereklerini karşıladığını belirtir (AC/DC güç adaptörü).



AC/DC güç adaptörü kısa devreye karşı dayanıklı bir emniyet trafosuyla donatılmıştır.



AC/DC güç adaptörü bir devre güç adaptörüne sahiptir.



Bu sembol, Koruma Sınıfı II kapsamındaki elektrik cihazlarını (AC/DC güç adaptörü) belirtir.



Güç ünitesi zarar görmüşse veya pimler eğilmişse, güç ünitesini tekrar kullanmamanız ve bertaraf etmeniz gerekir.



"GS" sembolü, ürünün güvenliğinin test edilmiş olduğu anlamına gelir. Bu sembolle işaretlenmiş ürünler, Alman Ürün Güvenliği Kanunu'nun (ProdSG) gerekliliklerini ile uyumludur (AC/DC güç adaptörü).

3 Güvenlik

3.1 Amaca uygun kullanım

Ürün serbestçe satılan bir cihaz olup sadece daha yenilenmiş bir görünüm için cildin üst katmanının soyulması amacıyla kullanılmaktadır. Yüzün, boynun ve ellerin bakımı için tasarlanmıştır. Ciltteki matlıklar ve güneşten kaynaklanan hasarlar da bu ürünle giderilebilir.

Ürün sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari alanda kullanıma uygun değildir. Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.


3.2 Güvenlik uyarıları



UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü ancak priz üzerindeki besleme gerilimi bilgilerinin AC/DC güç adaptörü tip levhası verilerine uygun olması durumunda prize takın.
- Arıza durumunda cihazınızı şebekeden hızla ayırabilmek için AC/DC güç adaptörünü kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Ürün sadece teslimat kapsamındaki AC/DC güç adaptörüyle kullanılmalıdır. AC/DC güç adaptörünü başka amaçlar için kullanmayın.
- AC/DC güç adaptörünün elektrik kablusunun hasar görmesi durumunda, tehlikeleri önlemek için kablonun üretici, üretici müşteri hizmetleri ya da aynı ölçüde

kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.

- Kablosu ya da fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa ya da suya daldırılmışsa AC/DC güç adaptörünü asla kullanmayın. Böyle durumlarda AC/DC güç adaptörünü derhal ayırın.
- Muhafazayı açmayın, onarımı uzmanına bırakın. Bunun için teknik servise başvurun. Servis dışında yaptırılan onarımlarda yanlış bağlantı veya hatalı kullanma durumunda, sorumluluk ve garanti hakkı ortadan kalkar. Bu üründe tehlike kaynaklarından korunma bağlamında temel öneme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
-  Ürünü ve AC/DC güç adaptörünü sudan veya diğer sıvılardan uzak tutun. Ürünü küvetlerin, duşların, lavabo ve suyla dolu diğer kapların yakınında kullanmayın.
- Suyu düşmüşse ürüne ya da AC/DC güç adaptörüne dokunmayın. Dokunmadan önce, derhal güç kaynağından ayırın. Ürünü ve/veya AC/DC güç adaptörünü güç kaynağından ayırmamanız elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Kullanmadığınız zaman, temizlerken veya bir arıza ortaya çıktığında ürünü daima kapatın.

Ürünü kullanmadığınız zaman, AC/DC güç adaptörünü mutlaka güç kaynağından ayırın.

- Muhafazaya veya AC/DC güç adaptörüne ıslak ya da nemli ellerle asla dokunmayın.
- Cihazın içine hiçbir cisim sokmayın.
- AC/DC güç adaptörünün fişini prizden çekerken kablosundan değil, daima güç adaptörünün kendisinden tutarak çekin. Ürünü asla kablosundan tutarak taşımayın ya da kablosundan çekmeyin.
- Ürünü ve AC/DC güç adaptörünü açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Kabloyu takılıp düşmelere sebep olmayacak şekilde yerleştirin.
- Kabloyu kıvrımayın, ürünün üzerine sarmayın ve keskin kenarlar üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.



UYARI! FİZİKSEL, DUYUSAL VEYA ZİHİNSEL YETENEKLERİ AZALMIŞ VEYA DENEYİM VE BİLGİ EKSİKLİĞİ BULUNAN ÇOCUKLAR VE KİŞİLER İÇİN TEHLİKELER.

- Ürün, çocuklar ve 16 yaşının altındaki kişilerle fiziksel, duyuşal veya zihinsel YETENEKLERİ azalmış veya ürünün kullanılması konusunda deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar ürünle

oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Sekiz yaşından küçük çocukları üründen ve AC/DC güç adaptöründen uzak tutun.
- Çocukların plastik ambalajla oynamasını önleyin. Oynarken ambalaj başlarına geçebilir ve boğulma riski yaratabilir.
- Ürün küçük parçalar içerir. Küçük çocuklardan uzak tutun.

! UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Aşağıdaki koşullar belirdiğinde ürünü kullanmayın:
 - Gül hastalığınız var.
 - Diyabet ya da tiroid sorunları gibi yeterince giderilmemiş endokrin düzensizlikleriniz var.
 - Diyabet, sistemik ya da metabolik hastalıklar nedeniyle cildinizin durumu normal değil.
 - Geçen 3 ay zarfında ışın tedavisi ya da kemoterapi gördünüz veya cildinizin bazı bölümlerinde kötücül urlar var.
 - Geçen 6 ay zarfında cildinize hekim tarafından belirtilmiş ilaçlar uyguladınız.
 - Hekiminizin ya da cilt hekiminizin ifadesine göre, içinde bulunduğunuz durumda ürünü kullanmanız güvenli değil.

- Ürünü aşağıdaki koşullara sahip alanlara uygulamayın:
 - Aktif egzamalar, sedef hastalığı, yaralar, açık yaralar ya da enfeksiyonlar (kistler), karaciğer lekeleri ya da siğiller, sistemik ya da metabolik hastalıklardan (örn. diyabet) kaynaklanan anormal cilt koşulları.
 - Geçmiş uçuklar.
 - Travma geçirmiş ya da yaralanmış cilt.
 - Güneşle kısa süre korumasız temas (1 gün bekleyin) ya da cildiniz bronzlaşmış ya da güneşten yanmışsa (3 gün bekleyin).
- Ürünü meme uçlarında ya da genital bölgede kullanmayın.
- Rahatsızlık hissettiğinizde ürünü düşük emme gücüyle kullanın.
- Cildinizde yoğun kızarıklık gördüğünüzde, ürünü asla tekrar kullanmayın.
- Uygulamadan önce bütün takılarınızı çıkarın.
- Ürünü kullandıktan sonra cildiniz güneşe maruz kalacaksa cildinizi 30 ya da daha yüksek faktörlü bir ürünle koruyun.

DUYURU! HASAR TEHLİKESİ!

- Üretici tarafından tavsiye edilmemiş hiçbir adaptör, başlık ya da aksesuar kullanmayın.
- Düşmesini önlemek için ürünü bir yüzeyin kenarına bırakmayın.

- Plastik parçaları kırılmış, çatlamış veya deforme olmuşsa ürünü artık kullanmayın.
- Aşındırıcı temizleyiciler, metal veya naylon fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.

4 Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü

TR

DUYURU! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma sırasında çok dikkatli davranın.
1. Ürünü ambalajından çıkartın.
 2. Teslimatın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin (bkz. **Resim A**).
 3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bu durumda teknik servisimize başvurun.

5 Ürünle ilgili temel bilgiler

Bu ürün, evde kullanmak üzere tasarlanmış, çift etkili bir terapi cihazıdır. Ürün mikroderm abrazyonlarının soyulmasını bir vakumla uyarmayı birleştirir.

Mikroderm abrazyonları soyulması

- Daha pürüzsüz, yenilenmiş bir cilt için aşındırıcı olmayan, yumuşak bir deri soyma sağlar.
- Cilt renginin, cilt dokusunun ve cilt esnekliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
- Bu bağlamda göz çevresindeki gözle görülür ince çizgilerin, yaşlılık lekelerinin ve yüzeysel izlerin azaltılmasına yardımcı olur.

Vakumla uyarma

- Daha pürüzsüz ve daha genç görünümlü bir cilt için kan dolaşımını harekete geçirir.
- Bazı kirleri yüzeye çıkarır.
- Ölü deri hücrelerini toplayıp uzaklaştırır.

6 Muhtemel yan etkiler


Bütün talimatlara uymanız ve tüm uyarılara dikkat etmeniz halinde komplikasyonların ve yan etkilerin görülmesi çok nadirdir. Evde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar da dahil, tüm kozmetik ürünleri belirli bir risk içerir. Bu nedenle, ortaya çıkabilecek riskleri ve güçlükleri anlamanız önemlidir. Sürekli belirtiler gördüğünüzde, hekiminize başvurun.

Yan etki	Risk
Leke oluşumu: Hafif lekelerin oluşması mümkündür. Bu lekelerin 2 ya da 3 gün içinde kaybolmaları gerekir.	Düşük
Cilt kızarıklığı: Yüzeydeki kılcıl damarların genişlemesi mümkündür. Bu durum bir iki gün süren bir kızarıklığa yol açabilir. Bunun dışında bazı kılcıl damarlar belirli bir sürede kaybolacak kırmızı lekeler de neden olur. Böyle durumlarda söz konusu bölgeyi hemen soğuk suyla serinletin.	Düşük

7 Uygulamaya hazırlık

7.1 Uygulama alanları

Bu uygulama alanlarıyla ilgili uygulama tavsiyelerine iyice aşına olun.

Uygulama alanı	Tavsiye
Alın, yanaklar ve çene 	Ürünü cildinizin üzerinde merkezden dışarıya doğru hareket ettirin.

Uygulama alanı	Tavsiye
<p>Gözler ve burun</p> 	<p>Kaş çevresindeki bölgede yukarıya doğru kısa hareketler yapın. Göz kapaklarından kaçının. Gözlerin altındaki bölgede burnun yakınından başlayın ve ürünü saç çizgisi yönünde dışarıya doğru hareket ettirin. Burun bölgesinde aşağıya doğru düz hareketler yapın ve bu sırada burun kıvrımını ve elmacık kemiklerinin çevresini izleyin.</p>
<p>Boyun</p> 	<p>Bütün boyun alanında aşağıya doğru yumuşak hareketler uygulayın.</p>

7.2 Uygulama başlıklarının takılması ve değiştirilmesi

Ürün iki uygulama başlığına sahiptir (ince ve kaba; bilgiler uygulama başlığı üzerindedir) **1**. İnce uygulama başlığıyla başlamanızı tavsiye ederiz.



İnce uygulama başlığını genel bakım veya sondaki ince işlemler için, kalın uygulama başlığını da kaba peeling (soyma) işlemi için kullanın.

Uygulama başlıkları böyle takılıp değiştirilir:

1. Ana ünitenin **4** AC/DC güç adaptörüne **7** bağlı olmadığından emin olun.
2. Mevcut uygulama başlığını dikkatle çekerek ana üniteden çıkarın.
3. Öteki uygulama başlığını ana üniteye takın. Kullanmadan önce uygulama başlığının sıkıca oturduğundan emin olun.

8 Kullanım

8.1 Tavsiye edilen önlemler

- Bir alana ilk defa uygulamadan önce cildinizin küçük bir alanında bir nokta denemesi gerçekleştirin. Herhangi bir yan etki görülmemesi durumunda, uygulamaya devam edin.

- Düşük emme gücüyle başlamanızı ve 2 ya da 3 uygulamadan sonra daha yüksek emme gücüne geçmenizi tavsiye ederiz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğinizde söz konusu alana düşük emme gücü uygulayın.
- Tek tek alanlarda uygulamayı başta 2 ya da 4 kez tekrarlayın. Cildiniz uygulamaya alıştığında, 4 ile 6 tekrara geçebilirsiniz.
- Ürünü haftada en çok iki kere kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Bir rahatsızlık hissederseniz hissetmez uygulamayı sonlandırın.

8.2 Uygulama aşamaları

1. Cildinizin temiz, kuru ve pudra, krem ya da jelden arınmış olmasına dikkat edin.
2. Lastik kapağın **2**, filtrenin **3** ve uygulama başlığının **1** ana üniteye **4** sıkıca takılı olmasına dikkat edin. İnce uygulama başlığıyla başlamanızı tavsiye ederiz (bkz. "Uygulama başlıklarının takılması ve değiştirilmesi").
3. AC/DC güç adaptörünün **7** kablosunu güç adaptörü bağlantısına **6** bağlayın.
4. AC/DC güç adaptörünü bir prize takın.
5. Ürünü çalıştırmak için kumanda düğmesine (**⏻**) **5** basın. Ürün, düşük emme gücüyle kullanılmaya hazırdır.
6. Emişi hissedebilmek için uygulama başlığını cildinize sıkıca bastırın. Tek tek alanlara "Uygulama alanları" bölümünde belirtildiği gibi uygulayın.
7. Gerektiğinde, düşük emme gücünden daha yüksek emme gücüne geçmek için kumanda düğmesine (**⏻**) tekrar basın.
8. İşinizi bitirdiğinizde ürünü durdurmak için kumanda düğmesine (**⏻**) (emme gücüne bağlı olarak) bir ya da iki kez basın.
9. AC/DC güç adaptörünü güç adaptörü bağlantısından ve prizden ayırın.



Uygulamadan sonra doğrudan güneş ışığından kaçınınız ve 30 ya da daha yüksek koruma faktörü kullanınız. Yüz maskesi de kullanabilir ya da bir gündüz veya gece kremi sürebilirsiniz.

9 Temizlik ve bakım

9.1 Ana ünite ve uygulama başlıklarının temizlenmesi

1. AC/DC güç adaptörünü prizden ayırın.
2. Ana üniteyi **4** nemli bir bezle silin. Daha sonra kuru bir bezle iyice kurulayın.

3. Uygulama başlıklarını **1** temizlemek isterseniz, ilk olarak başlıkları ana üniteden ayırın. Uygulama başlıklarını su ve sabunla yıkayın, daha sonra iyice kurulayın. Uygulama başlıklarını 6 ayda bir ya da başlıkların kesici uçlarının hasar görmesi durumunda daha erken değiştirmenizi tavsiye ederiz.

9.2 Filtrelerin temizlenmesi ve değiştirilmesi

Filtrelerin **3** ölü deri hücrelerinin birikmesi nedeniyle temizlenmesi ya da değiştirilmesi gerekir. Bu işlemi her iki uygulamadan sonra yapmanızı tavsiye ederiz.

1. Uygulama başlığını ana üniteden dikkatle çıkarın.
2. Önce lastik kapağı **2**, ardından da filtreyi çıkarın.
3. Filtreyi temizlemek istiyorsanız, kalıntıları yumuşak bir fırça ile uzaklaştırın, daha sonra filtreyi tekrar ana üniteye takın. Bir filtreyi değiştirmek istiyorsanız, mevcut filtreyi çıkarın ve yeni bir filtre takın.
4. Lastik kapağı tekrar takın ve ardından uygulama başlığını tekrar ana üniteye tespit edin. Bu işlem sırasında her iki parçanın birbirlerine sıkıca bağlı olmalarına dikkat edin.



Yeni filtre ve uygulama başlıklarınızı "www.silknu.eu" adresindeki web sitemizden satın alabilirsiniz. Yedek lastik kapağa ve da AC/DC güç adaptörüne ihtiyaç duymanız durumunda müşteri hizmetlerine başvurun.

10 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır. Ürünü sıcağın ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.

11 Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün çalışmıyor.	AC/DC güç adaptörünün ürüne ve bir prize gerektiği gibi takıldığından emin olun.
Ürün cildime değdiğinde hiçbir emme etkisi hissetmiyorum.	Ürünün çalıştırıldığından emin olun ve filtrenin, lastik kapağın ve uygulama başlığının ana üniteye sıkıca takılı olmasına dikkat edin.

12 Teknik bilgiler

Model:	H4201
Teknoloji:	Vakum başlığı
Giriş gücü:	12 V === 0,2 A
Koruma sınıfı:	III
Ağırlık:	110 g
Koruma türü:	IPX0

Uygulamalar arası nakliye ve saklama ve saklama koşulları

Isı:	-40 °C ila +70 °C
Bağıl nem:	%10 ila %90
Atmosferik basınç:	500 ila 1060 hPa

İşletme koşulları

Isı:	10 °C ila +35 °C
Bağıl nem:	%30 ila %75
Atmosferik basınç:	700 ila 1060 hPa

AC/DC güç adaptörü

Model numarası:	EH1200-0500WG (AB) EH1200-0500WE (GB)
Giriş:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Çıkış:	12 V === 0,5 A 6,0 W
Çıkış gücü:	6,0 W
Koruma sınıfı:	II
Koruma türü:	IP20

Yayınlanan veriler	Değer ve hassasiyet	Birim
Üreticinin adı veya markası, ticari sicil numarası ve adres:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Model adı:	EHI 200-0500WG (AB) EHI 200-0500WE (GB)	
Giriş gerilimi:	100–240	V
Alternatif akım giriş frekansı:	50/60	Hz
Çıkış voltajı:	12	V
Çıkış akımı:	0,5	A
Çıkış gücü:	6	W
Çalışma esnasında ortalama verim:	81,89	%
Düşük yükte verim (10 %):	79,97	%
Yüksüz durumda elektrik tüketimi:	0,032	W

13 İmha

13.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

13.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların kurallara

uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

TR

14 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

15 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: www.silkn.eu. Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak www.silkn.eu adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31(0)180-330550

E-posta: info@silkn.eu

Avvertenze legali

Home Skinovations Ltd. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd.

IT

Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Home Skinovations Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Home Skinovations Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Paesi Bassi

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Sommario

1	Dotazione/parti dell'apparecchio	153
2	Informazioni generali	153
2.1	Leggere e conservare il manuale d'uso	153
2.2	Spiegazione dei simboli	153
3	Sicurezza	155
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	155
3.2	Avvertenze di sicurezza	155
4	Controllo del prodotto e della dotazione	160
5	Informazioni di base sul prodotto	161
6	Possibili effetti collaterali	161
7	Preparazione al trattamento	162
7.1	Aree di trattamento	162
7.2	Applicazione e cambio delle punte per trattamento	163
8	Utilizzo	163
8.1	Precauzioni consigliate	163
8.2	Fasi del trattamento	163
9	Pulizia e manutenzione	164
9.1	Pulizia dell'unità principale e delle punte per trattamento	164
9.2	Pulizia e sostituzione del filtro	164
10	Conservazione	165
11	Risoluzione anomalie	165
12	Dati tecnici	166
13	Smaltimento	167
13.1	Smaltimento dell'imballaggio	167
13.2	Smaltimento del prodotto	168
14	Garanzia	168
15	Servizio di assistenza clienti	168

I Dotazione/parti dell'apparecchio

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Punta per trattamento (sottile/grande), 2×* | 5 Pulsante di comando (⏻) |
| 2 Cappuccio di gomma, 4×* | 6 Attacco dell'alimentatore |
| 3 Filtro, 3 l ×* | 7 Alimentatore AC/DC (con cavo) |
| 4 Unità principale | |

*Un pezzo è già montato sull'unità principale.

2 Informazioni generali

IT

2.1 Leggere e conservare il manuale d'uso



Il presente manuale d'uso è parte integrante di ReVit Essential (di seguito denominato "prodotto"). Contiene informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il manuale d'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto del presente manuale d'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Il manuale d'uso si basa sulle norme e direttive vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare il manuale d'uso per usi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche il manuale d'uso.

2.2 Spiegazione dei simboli

Nel manuale d'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per la manipolazione e l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Questo simbolo contrassegna dispositivi elettrici con classe di protezione III (unità principale).



Questo simbolo indica la polarità nell'alimentatore USB.



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).



Questo simbolo indica la tensione nominale e la corrente nominale della corrente continua.

IP20

L'alimentatore AC/DC è protetto contro l'intrusione di particelle solide fino a 12 mm di dimensioni.



Il marchio internazionale di efficienza indica che l'alimentazione soddisfa i requisiti del livello VI (alimentatore AC/DC).



L'alimentatore AC/DC è dotato di un trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito.



L'alimentatore AC/DC dispone di alimentazione a commutazione.



Questo simbolo contrassegna i dispositivi elettrici con classe di protezione II (alimentatore AC/DC).



Se l'alimentatore di corrente è danneggiato o i pin sono piegati, smaltire l'alimentatore di corrente e interrompere ogni suo ulteriore uso.



La marcatura "GS" sta per "sicurezza testata". I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG) (alimentatore AC/DC).

3 Sicurezza

3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è un apparecchio destinato al libero commercio ed esplica esclusivamente una funzione esfoliante dello strato superiore dell'epidermide donando un aspetto più giovane e fresco. È destinato al trattamento di viso, collo e mani. Anche la pelle affaticata o danneggiata dal sole può essere trattata con questo prodotto.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non a quello in ambito commerciale. Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale d'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

3.2 Avvertenze di sicurezza



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Collegare il prodotto alla rete elettrica solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta dell'alimentatore AC/DC.
- Collegare l'alimentatore AC/DC solo a una presa di corrente facilmente accessibile, in modo da poterlo staccare rapidamente dalla rete elettrica in caso di malfunzionamento.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione. Non usare l'alimentatore AC/DC per scopi diversi.
- Se il cavo dell'alimentatore AC/DC è danneggiato, per scongiurare pericoli

deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da altro personale parimenti qualificato.

- Non utilizzare mai l'alimentatore AC/DC se ha il cavo o la spina danneggiati, se non funziona regolarmente o se è stato immerso in acqua. In tal caso, scollegare subito l'alimentatore AC/DC.
- Non aprire il corpo esterno dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato. Rivolgersi all'assistenza post-vendita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
-  Tenere il prodotto e l'alimentatore AC/DC lontani da acqua o altri liquidi. Non usare il prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori pieni d'acqua.
- Non toccare il prodotto o l'alimentatore AC/DC se sono caduti in acqua. Prima di toccarli, scollegarli subito dalla rete elettrica. Se il prodotto e/o l'alimentatore AC/DC non vengono scollegati dalla rete elettrica, si può verificare una scarica elettrica!

- Spegnere sempre il prodotto in caso di inutilizzo, pulizia o guasti. Scollegare sempre l'alimentatore AC/DC dalla rete elettrica quando il prodotto non è in uso.
- Non toccare mai il corpo dell'apparecchio e l'alimentatore AC/DC con le mani bagnate o umide.
- Non inserire oggetti nel corpo dell'apparecchio.
- IT** • Non scollegare l'alimentatore AC/DC dalla presa di corrente afferrandolo per il cavo, ma afferrare sempre l'alimentatore stesso. Non trasportare, tirare o sollevare il prodotto afferrando il cavo.
- Tenere il prodotto e l'alimentatore AC/DC lontani da fiamme libere e superfici calde.
- Posare il cavo in modo tale che non costituisca pericolo di inciampo.
- Non piegare il cavo, non avvolgerlo intorno al prodotto e non posarlo lungo spigoli vivi.
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi.



AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O CON SCARSA ESPERIENZA E COMPETENZA.

- Il prodotto non può essere utilizzato da

bambini e da persone al di sotto dei 16 anni. Non può inoltre essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e competenza circa l'uso del prodotto. Ai bambini non è consentito giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.

- Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni lontani dal prodotto e dall'alimentatore AC/DC.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'imballaggio di plastica. Giocandovi, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Il prodotto contiene piccoli pezzi: tenerli lontani dalla portata dei bambini piccoli.

 **AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!**

- Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi:
 - Rosacea.
 - Disturbi endocrini non trattati, come diabete e problemi tiroidei.
 - Anomalie dell'epidermide dovute a diabete o a patologie sistemiche o del metabolismo.
 - Radioterapia o chemioterapia effettuata

negli ultimi tre mesi; tumori maligni in alcune aree della pelle.

- Applicazione di medicinali sulla pelle negli ultimi sei mesi (dietro prescrizione medica).
- Parere del medico o del dermatologo che, nelle condizioni attuali, ritengono il trattamento non sicuro.

- Evitare il trattamento su aree della pelle che presentano:

- Eczemi attivi, psoriasi, ferite, ferite aperte o infezioni (vescicole), nei o verruche, anomalie dell'epidermide dovute a patologie sistemiche o del metabolismo (ad es. diabete).
- Pregressi episodi di herpes.
- Pelle traumatizzata o lesionata.
- Recente esposizione al sole senza protezione (attendere un giorno) o pelle abbronzata o ustionata dal sole (attendere tre giorni).

- Non usare il prodotto sui capezzoli o nella zona genitale.
- Qualora si avverta fastidio, utilizzare la modalità a bassa potenza.
- Se la pelle si arrossa fortemente, interrompere subito l'uso del prodotto.
- Prima del trattamento, rimuovere tutti i gioielli.

- Qualora si esponga la pelle al sole dopo aver effettuato il trattamento, applicare un prodotto solare con fattore di protezione 30 o superiore.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non utilizzare adattatori, componenti o accessori non consigliati dal produttore.
- Non collocare il prodotto ai margini di una superficie: potrebbe cadere!
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica sono strappati, rotti o deformati.
- Non usare detergenti abrasivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili di pulizia affilati o metallici come coltelli, spazzole dure e simili.

4 Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A**).
3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati; in tale eventualità, non utilizzarli e rivolgersi al nostro servizio clienti.

5 Informazioni di base sul prodotto

Il prodotto è un dispositivo terapeutico con una doppia azione, concepito per l'uso domestico, che combina la microdermoabrasione esfoliante con la stimolazione a vuoto.

Microdermoabrasione esfoliante

- Favorisce un'esfoliazione delicata e non abrasiva rendendo la pelle più liscia e più fresca.
- Contribuisce a migliorare il tono, la texture e l'elasticità della pelle.
- Aiuta a ridurre le sottili linee visibili nel contorno occhi, le macchie dovute all'età e le cicatrici superficiali.

Stimolazione a vuoto

- Contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna donando una pelle più liscia e dall'aspetto più giovanile.
- Porta in superficie le impurità.
- Cattura e rimuove le cellule morte.

6 Possibili effetti collaterali

Se vengono rispettate tutte le indicazioni e le avvertenze, non si verificherà nessuna complicazione e nessun effetto collaterale. Tutti i prodotti cosmetici, compresi quelli per uso domestico, implicano un certo grado di rischio. È quindi importante comprendere i rischi e le complicazioni che potrebbero insorgere. Qualora si manifestino sintomi persistenti, rivolgersi al proprio medico.

Effetto collaterale	Rischio
Comparsa di macchie: potrebbero comparire delle leggere macchie che dovrebbero però scomparire dopo 2-3 giorni.	Basso

Effetto collaterale	Rischio
Arrossamento cutaneo: i capillari sanguigni potrebbero dilatarsi causando arrossamento per un paio di giorni. Inoltre, alcuni capillari potrebbero presentare macchie rosse che svaniranno anch'esse con il tempo. In queste eventualità, rinfrescare subito l'area con acqua fredda.	Basso

7 Preparazione al trattamento

7.1 Aree di trattamento

Leggere bene le indicazioni relative alle aree da trattare e i relativi consigli per il trattamento.

Area da trattare	Consiglio
Fronte, guance e mento 	Far scorrere il prodotto sulla pelle procedendo dal centro verso l'esterno.
Occhi e naso 	Nella zona intorno alle sopracciglia effettuare piccoli movimenti ascendenti. Evitare le palpebre. Nelle zone sotto gli occhi iniziare ai lati del naso e far scorrere il prodotto verso l'esterno, in direzione dell'attaccatura dei capelli. Nella zona del naso compiere movimenti rettilinei discendenti, seguendo la curva delle narici e il contorno degli zigomi.
Collo 	Nell'intera area del collo effettuare delicati movimenti discendenti.

7.2 Applicazione e cambio delle punte per trattamento

Il prodotto è dotato di due punte per trattamento **1** (una sottile e una grande, come indicato sulle punte stesse). Si consiglia di iniziare il trattamento con quella sottile.

- i** Utilizzare la punta sottile per il trattamento generale o per i ritocchi finali, e la punta grande per l'esfoliazione più grossolana.

Applicare e cambiare le punte come di seguito indicato:

1. Accertarsi che l'unità principale **4** non sia collegata all'alimentatore AC/DC **7**.
2. Rimuovere dall'unità principale la punta per trattamento attualmente in uso, estraendola con cautela.
3. Applicare sull'unità principale l'altra punta per trattamento. Prima dell'utilizzo assicurarsi che la punta sia saldamente inserita.

IT

8 Utilizzo

8.1 Precauzioni consigliate

- Prima di procedere al primo trattamento in una data area, effettuare un test su una piccola porzione di pelle. Se non si manifestano effetti collaterali, proseguire il trattamento.
- Si consiglia di iniziare in modalità a bassa potenza per poi passare alla modalità a più alta potenza dopo 2-3 trattamenti. Qualora si avverta un fastidio di qualsiasi genere, trattare l'area usando la modalità a bassa potenza.
- All'inizio trattare le singole aree da 2 a 4 volte; quando la pelle si sarà abituata al trattamento, sarà possibile aumentare fino a 4-6 volte.
- Si consiglia di utilizzare il prodotto al massimo due volte alla settimana.
- In caso di fastidio, interrompere subito il trattamento.

8.2 Fasi del trattamento

1. Accertarsi che la pelle sia pulita, asciutta ed esente da cipria, crema o gel.
2. Accertarsi che sull'unità principale **4** siano applicati saldamente il cappuccio di gomma **2**, il filtro **3** e la punta per trattamento **1**.

Si consiglia di iniziare il trattamento con la punta per

trattamento sottile (vedi paragrafo "Applicazione e cambio delle punte per trattamento").

3. Collegare il cavo dell'alimentatore AC/DC **7** all'attacco dell'alimentatore **6**.
4. Inserire l'alimentatore AC/DC in una presa.
5. Per accendere il prodotto, premere il pulsante di comando (**⏻**) **5**. Il prodotto si trova già nella modalità a bassa potenza.
6. Premere la punta per trattamento sulla pelle in modo da avvertire l'azione aspirante. Trattare le singole aree come descritto al paragrafo "Aree di trattamento".
7. Per passare dalla modalità a bassa potenza a quella ad alta potenza premere nuovamente il pulsante di comando (**⏻**).
8. Per spegnere il prodotto al termine del trattamento, premere il pulsante di comando (**⏻**) una o due volte a seconda della modalità di aspirazione.
9. Scollegare l'alimentatore AC/DC dall'attacco e dalla presa di corrente.



Dopo il trattamento evitare di esporsi alla luce diretta del sole e applicare una protezione solare con fattore di protezione 30 o superiore. È anche possibile applicare una maschera per il viso oppure una crema da giorno o da notte.

9 Pulizia e manutenzione

9.1 Pulizia dell'unità principale e delle punte per trattamento

1. Scollegare il prodotto dalla presa di corrente.
2. Pulire l'unità principale **4** strofinandola con un panno umido, poi asciugarla completamente con un panno asciutto.
3. Se si desidera pulire le punte per trattamento **1**, innanzitutto rimuoverle dall'unità principale. Lavare le punte per trattamento con acqua e sapone e poi asciugarle accuratamente.
Si consiglia di sostituire le punte per trattamento ogni 6 mesi, o più spesso se le estremità leviganti sono danneggiate.

9.2 Pulizia e sostituzione del filtro

Il filtro **3** deve essere pulito o sostituito a causa dell'accumulo di cellule epidermiche morte. Si consiglia di farlo ogni due trattamenti.

1. Staccare con cautela la punta per trattamento dall'unità principale.

2. Rimuovere il cappuccio di gomma **2** e poi il filtro.
3. Se si desidera pulire il filtro, spazzolare via i residui con una spazzola morbida e poi applicarlo nuovamente sull'unità principale. Se invece si desidera sostituire un filtro, rimuovere il filtro usato e inserirne uno nuovo.
4. Rimettere il cappuccio di gomma al suo posto e poi riattaccare la punta per trattamento all'unità principale. Così facendo, accertarsi che i due componenti siano saldamente uniti.



Tramite il nostro sito "www.silkn.eu" è possibile acquistare nuovi filtri e nuove punte per trattamento. I ricambi del cappuccio di gomma o dell'alimentatore AC/DC possono essere richiesti al nostro servizio clienti.

IT 10 Conservazione

Prima della conservazione tutti i componenti devono essere completamente asciutti. Riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.

11 Risoluzione anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

Problema	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non funziona.	Accertarsi che l'alimentatore AC/DC sia correttamente collegato al prodotto e a una presa di corrente.
Quando il prodotto tocca la pelle non si avverte alcun effetto aspirante.	Accertarsi che il prodotto sia acceso e controllare se il cappuccio di gomma, il filtro e la punta per trattamento sono correttamente applicati sull'unità principale.

I2 Dati tecnici

Modello:	H4201
Tecnologia:	punta per stimolazione a vuoto
Potenza in entrata:	12 V === 0,2 A
Classe di protezione:	III
Peso:	110 g
Grado di protezione:	IPX0
Trasporto e conservazione tra un trattamento e l'altro e condizioni di conservazione	
Temperatura:	da -40 °C a +70 °C
Umidità ambientale relativa:	da 10 % a 90 %
Pressione atmosferica:	da 500 a 1060 hPa
Condizioni di esercizio	
Temperatura:	da 10 °C a +35 °C
Umidità ambientale relativa:	da 30 % a 75 %
Pressione atmosferica:	da 700 a 1060 hPa

Alimentatore AC/DC

Numero modello:	EHI200-0500WG (UE) EHI200-0500WE (GB)
Ingresso:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Uscita:	12 V === 0,5 A 6,0 W
Potenza in uscita:	6,0 W
Classe di protezione:	II
Grado di protezione:	IP20

Dati pubblicati	Valore ed esattezza	Unità di misura
Nome o marchio del produttore, numero d'iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Identificativo del modello:	EHI 200-0500WG (UE) EHI 200-0500WE (GB)	
Tensione d'ingresso:	100–240	V
Frequenza della corrente alternata d'ingresso:	50/60	Hz
Tensione d'uscita:	12	V
Corrente in uscita:	0,5	A
Potenza in uscita:	6	W
Rendimento medio in modo attivo:	81,89	%
Rendimento a carico ridotto (10 %):	79,97	%
Consumo energetico a vuoto:	0,032	W

13 Smaltimento

13.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

13.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti nella normale spazzatura domestica!

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria**

regione. In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici vengono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

14 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarLa!

15 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: www.silkn.eu. Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu.

Numero del servizio: +31(0)180-330550

E-mail: servizioclientiit@silkn.eu

Juridiske merknader

Home Skinovations Ltd. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Home Skinovations Ltd. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Home Skinovations Ltd. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Home Skinovations Ltd.s patentrettigheter.

NO

Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Home Skinovations Ltd. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

Home Skinovations Ltd. eier patenter samt tilhørende patentansøknader, varemærker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Home Skinovations Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemærker fra Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nederland

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innhold

1	Leveringsomfang/apparatets deler	171
2	Generelt	171
2.1	Les og ta vare på brukerhåndboken	171
2.2	Symbolforklaring	171
3	Sikkerhet	173
3.1	Riktig bruk	173
3.2	Sikkerhetsanvisninger	173
4	Kontroll av produkt og leveringsomfang	178
5	Grunnleggende informasjon om produktet	179
6	Mulige bivirkninger	179
7	Forberede behandlingen	180
7.1	Områder som skal behandles	180
7.2	Sette på og bytte behandlingsstykke	180
8	Betjening	181
8.1	Anbefalte tiltak	181
8.2	Behandlingstrinn	181
9	Rengjøring og vedlikehold	182
9.1	Renhold av hovedenheten og behandlingsstykkene	182
9.2	Renhold og bytte av filter	182
10	Oppbevaring	183
11	Feilsøking	183
12	Tekniske data	183
13	Kassering	185
13.1	Kaste emballasjen	185
13.2	Kaste produktet	185
14	Garantiinformasjon	185
15	Kundeservice	186

1 Leveringsomfang/apparatets deler

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Behandlingsstykke (fin/grov), 2x* | 5 Innstillingsknapp (⏻) |
| 2 Gummihet, 4x* | 6 Kontakt for strømledningen |
| 3 Filter, 3 l x* | 7 AC/DC-strømforsyning (med ledning) |
| 4 Hovedenhet | |

*Ett eksemplar er allerede montert på hovedenheten.

2 Generelt

2.1 Les og ta vare på brukerhåndboken

NO



Denne brukerhåndboken tilhører denne ReVit Essential (heretter kalt «produktet»). Den inneholder viktig informasjon om oppstart og bruk. Les brukerhåndboken nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene.

Hvis du ignorerer denne brukerhåndboken, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Brukerhåndboken er basert på de standarder og regler som gjelder i EU. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar brukerhåndboken for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne brukerhåndboken følge med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne brukerhåndboken, på produktet eller på emballasjen.



ADVARSEL!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risikograd, som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

LES DETTE!

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Dette symbolet kjennetegner elektrisk utstyr med beskyttelsesklasse III (hovedenheten).



Dette symbolet angir polariteten til strømforsyningen.



Apparater som er merket med dette symbolet egner seg bare til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).



Dette symbolet kjennetegner driftsspenning og driftsstrøm for likestrøm.

IP20

AC/DC-strømforsyningen er beskyttet mot gjenstander på opptil 12 mm.



Det internasjonale energimerket bekrefter at strømforsyningen oppfyller kravene til klasse VI (AC/DC-strømforsyning).



AC/DC-strømforsyningen er utstyrt med en kortslutningssikker sikkerhetstranformator.



AC/DC-strømforsyningen er utstyrt med en koblingsrelé.



Dette symbolet kjennetegner elektrisk utstyr med beskyttelsesklasse II (AC/DC-strømforsyning).



Hvis adapter er skadet eller stiften bøyd er du nødt å kildesortere avfallet og unnlate å gjenbruke disse delene.



Merkingen "GS" står for betyr "geprüfte Sicherheit" som betyr "kontrollert sikkerhet". Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller kravene til den tyske produktkontrollloven (ProdSG) (AC/DC-strømforsyning).

3 Sikkerhet

3.1 Riktig bruk

Produktet er et elektrisk apparat tilgjengelig på det åpne markedet og skal utelukkende brukes til peeling av det ytre hudlaget for et friskere utseende. Det er beregnet for bruk i ansiktet, på halsen og på hendene. Det kan også brukes til å behandle blek og solskadet hud.

Produktet er kun egnet for privat bruk og egner seg ikke til kommersielt bruk. Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for ting- eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

NO

3.2 Sikkerhetsanvisninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Produktet skal kun brukes såfremt spenningen i stikkkontakten stemmer overens med informasjonen på typeskiltet til AC/DC-strømforsyningen.
- AC/DC-strømforsyningen skal bare plugges i en lett tilgjengelig stikkontakt, slik at du raskt kan trekke den ut igjen ved en feil på strømmettet.
- Produktet skal kun brukes sammen med den vedlagte AC/DC-strømforsyningen. Ikke bruk AC/DC-strømforsyningen til annet utstyr.
- Dersom ledningen til AC/DC-strømforsyningen er ødelagt, må den byttes ut av produsenten, kundeservice eller av en

kvalifisert person for å unngå farer.

- Bruk aldri AC/DC-strømforsyningen dersom ledningen eller støpselet er ødelagt, ikke fungerer som den skal eller har vært under vann. Skulle dette likevel skje, må du ta AC/DC-strømforsyningen ut av stikkontakten umiddelbart.
- Du må ikke åpne apparatet, men overlate reparasjonen til fagfolk. Henvend deg da til kundeservice. Ved reparasjoner utført på egen hånd, ukyndig tilkobling eller feil betjening er ansvars- og garantikrav utelukket. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.
-  Produktet og AC/DC-strømforsyningen må ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker. Ikke bruk produktet i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere med vann.
- Ikke ta i produktet eller AC/DC-strømforsyningen, dersom den har falt i vann. Kutt omgående strømforsyningen før du tar i produktet. Dersom du ikke kan kutte produktet og/eller AC/DC-strømforsyningen fra strømforsyningen, kan dette føre til elektrisk støt!
- Du må alltid slå av produktet når det ikke er

NO

i bruk, når det rengjøres eller dersom det har en feil. Trekk alltid AC/DC-strømforsyningen ut av stikkontakten når du ikke bruker produktet.

- Ta aldri tak i dekselet eller AC/DC-strømforsyningen med våte eller fuktige hender.
- Ikke stikk gjenstander innunder dekselet.
- Ta alltid tak i selve støpselet når du trekker AC/DC-strømforsyningen ut av stikkontakten, ikke dra i ledningen. Du må aldri flytte, trekke eller holde produktet i ledningen.
- Hold produktet og AC/DC-strømforsyningen unna åpen ild og varme overflater.
- Legg ledningen slik at ingen snubler i den.
- Du må ikke knekke ledningen, surre den rundt produktet eller legge den over skarpe kanter.
- Produktet skal kun benyttes innendørs.



ADVARSEL! FARE FOR BARN OG PERSONER MED REDUSERTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER ELLER MED MANGLENDE ERFARING OG KUNNSKAP.

- Produktet skal ikke brukes av barn eller personer under 16 år eller av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap om hvordan produktet skal brukes. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn.
- Produktet og AC/DC-strømforsyningen må oppbevares utenfor rekkevidde til barn under 8 år.
- Pass på at barn ikke leker med plastemballasjen. De kan sette seg fast i den og bli kvalt.
- Produktet inneholder små deler. Disse må oppbevares utenfor små barns rekkevidde.



ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Ikke bruk produktet, dersom følgende er tilfelle for deg:
 - Du lider av rosacea.
 - Du lider av vanskelig innstilte endokrine sykdommer, slik som diabetes og problemer med skjoldbruskkjertelen.
 - Din huds tilstand er unormal på grunn av diabetes, systemiske organsykdommer eller stoffskiftesykdommer.
 - Du har gått igjennom en strålebehandling

eller cellegiftkur i løpet av de siste 3 månedene, eller har ondartede svulster i huden.

- Du har brukt medikamenter på huden din i løpet av de siste 6 månedene som ble utskrevet på resept av en lege.
- I følge legen eller hudlegen din er en behandling i ditt tilfelle ikke trygg.
- Ikke bruk produktet til å behandle:
 - Aktiv eksem, psoriasis, sår, åpne sår eller infeksjoner (blærer), føflekker eller vorter, en unormal hudtilstand som følge av systemtekniske organsykdommer eller stoffskiftesykdommer (f.eks. diabetes).
 - Utbrudd av herpes fra tidligere.
 - Traumatisert eller skadet hud.
 - Hud som nylig har vært utsatt for sol (vent 1 dag) eller dersom huden din er blitt solbrun eller solbrent (vent 3 dager).
- Ikke bruk produktet på brystvortene eller på kjønnsorganene.
- Bruk modusen med lav sugekraft dersom du føler deg uvel.
- Slutt å bruke produktet umiddelbart, dersom huden rødmer sterkt.
- Ta av alle smykker før behandlingen.
- Beskytt huden med solkrem med faktor 30 eller høyere dersom du utsetter huden for sollys etter at du har brukt produktet.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk adaptore eller tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Ikke legg produktet på utpå kanten av en overflate, slik at det kan falle ned.
- Ikke bruk produktet dersom plastdelene er sprukket, brukket eller deformert.
- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metall- eller nylonbust eller skarpe eller metalliske rengjøringshjelpemidler som kniv, harde sparkler eller lignende.

NO

4 Kontroll av produkt og leveringsomfang

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.
1. Ta produktet ut av emballasjen.
 2. Kontroller om leveringen er fullstendig (se **fig. A**).
 3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

5 Grunnleggende informasjon om produktet

Dette produktet er et terapiprodukt med dobbel virkning, som er konstruert for hjemmebruk. Det kombinerer mikrodermabrasjonspeeling med vakuumbstimulering.

Mikrobermabrasjonspeeling

- Fremmer en mild, ikke-abrasiv peeling for en glattere og penere hud.
- Bidrar til en forbedret hudfarge, -struktur og -elastisitet.
- Bidrar til å redusere aldersflekker, overfladiske arr og synlige, fine linjer rundt øynene.

Vakuumbstimulering

- Stimulerer blodsirkulasjonen som igjen bidrar til en glattere og mer ungdommelig hud.
- Fører urenheter ut til overflaten.
- Fanger opp og fjerner døde hudceller.

NO

6 Mulige bivirkninger




Dersom du følger alle anvisningene og tar hensyn til alle advarslene, vil du sjelden oppleve komplikasjoner eller bivirkninger. Kosmetikkprodukter er alltid forbundet med en viss risiko, dette gjelder også for de som er ment for hjemmebruk. Derfor er det viktig at du forstår risikoene og komplikasjonene som kan oppstå. Kontakt fastlegen din dersom du opplever langvarige symptomer.

Bivirkninger	Risiko
Dannelse av flekker: Det kan oppstå lettere flekker. Disse flekkene skal forsvinne innen 2 til 3 dager.	Lav
Rødhet av huden: Det er mulighet for at de synlige blodkapillærene utvider seg. Dette kan føre til rødhet i et par dager. I tillegg kan noen blodkapillærer ha synlige røde flekker, som også vil avta med tiden. Avkjøl disse områdene med kaldt vann umiddelbart.	Lav

7 Forberede behandlingen

7.1 Områder som skal behandles

Gjør deg kjent med områdene som skal behandles og de tilhørende anbefalingene for behandling av disse områdene.

Område som skal behandles	Anbefaling
Panne, kinn, hake 	Beveg produktet over huden fra midten og ut til sidene.
Øyne og nese 	Gjør korte bevegelser oppover i områdene rundt øyebrynene. Unngå øyelokkene. For områdene under øynene begynner du ved siden av nesen og fører produktet utover mot hårfeste. For nesen, gjør du rette bevegelser nedover og følger kurven til nesen og konturene til kinnbenene.
Hals 	Hele halsen behandler du med myke bevegelser nedover.

7.2 Sette på og bytte behandlingsstykke

Det følger med to behandlingsstykker (fin og grov, merket på behandlingsstykket) **1**. Vi anbefaler å begynne med det fine behandlingsstykket.



Bruk det fine behandlingsstykket til den vanlige behandlingen og til en finpuss til slutt. Det grove behandlingsstykket bruker du til en grovere peeling.

Slik setter du på og bytter behandlingsstykket:

1. Forsikre deg om at hovedenheten **4** ikke er koblet til AC/DC-strømforsyningen **7**.

2. Ta av det aktuelle behandlingsstykket av hovedenheten ved å trekke forsiktig i det.
3. Sett på det andre behandlingstykket på hovedenheten. Forsikre deg om at behandlingsstykket sitter godt fast før bruk.

8 Betjening

8.1 Anbefalte tiltak

- Før den første behandlingen, bør du utføre en test på et lite område av huden. Dersom det ikke oppstår noen bivirkninger, kan du fortsette med behandlingen.
- Vi anbefaler å begynne behandlingen med en lav sugekraft. Øk sugekraften til en høyere modus etter 2 til 3 behandlinger. Dersom du skulle føle deg uvel på noen måte, bruk modusen med lav sugekraft for dette området.
- I starten gjentar du behandlingen på de enkelte områdene 2 til 4 ganger. Når huden din har vent seg til behandlingen, kan du øke til 4 til 6 ganger.
- Vi anbefaler å bruke produktet maksimalt to ganger i uken.
- Avbryt behandlingen umiddelbart dersom du skulle føle deg uvel.

8.2 Behandlingstrinn

1. Forsikre deg om at huden er ren, tørr og uten pudder, krem eller gel.
2. Forsikre deg om at gummihetten **2**, filteret **3** og behandlingsstykket **1** sitter godt montert på hovedenheten **4**. Vi anbefaler å begynne med det fine behandlingsstykket (se avsnitt «Sette på og bytte behandlingsstykke»).
3. Sett ledningen til AC/DC-strømforsyningen **7** i kontakten for strømledningen **6**.
4. Sett AC/DC-strømforsyningen i en stikkontakt.
5. Trykk på innstillingsknappen (⏻) **5** for å slå på produktet. Produktet er klar til bruk i modusen med lav sugekraft.
6. Trykk behandlingstykket hardt mot huden, slik at du kan føle at det suger. Utfør behandlingen av de ulike områdene slik det er forklart i kapittel «Områder som skal behandles».
7. Trykk på innstillingsknappen igjen (⏻), for å bytte fra modusen med en lav sugekraft til den med en høy sugekraft.

8. Når du er ferdig, trykker du på innstillingsknappen (⏻) en eller to ganger for å slå på produktet (avhengig av den aktuelle sugemodusen).
9. Trekk AC/DC-strømforsyningen ut av stikkkontakten.



Unngå direkte sol etter behandlingen og bruk solkrem med faktor 30 eller høyere. Du kan også legge på en ansiktsmaske eller en dag- eller nattekrem.

9 Rengjøring og vedlikehold

9.1 Renhold av hovedenheten og behandlingsstykkene

1. Trekk produktet ut av stikkkontakten.
2. Tørk av utsiden av hovedenheten (4) med en fuktig klut. Trøk den helt tørr med en tørr klut.
3. Dersom du ønsker å rengjøre behandlingsstykkene (1), tar du de av hovedenheten først. Deretter vasker du behandlingsstykkene med såpe og vann og tørker de grundig. Vi anbefaler å bytte behandlingsstykker hver 6. måned eller tidligere, dersom slipeflatene på stykkene er skadet.

9.2 Renhold og bytte av filter

Filteret (3) må rengjøres eller byttes ut nå det er fullt av døde hudceller. Vi anbefaler å gjøre dette etter annenhver behandling.

1. Trekk behandlingsstykket forsiktig av hovedenheten.
2. Ta først av gummihetten (2), deretter filteret.
3. For å gjøre filteret rent, tørker du smusset av med en myk kost og setter den på hovedenheten igjen. Dersom du ønsker å bytte filter, tar du av det aktuelle filteret og setter på et nytt.
4. Sett på gummihetten igjen. Fest behandlingsstykket på hovedenheten. Forsikre deg om at de to komponentene sitter godt sammen.



På vår hjemmeside «www.silkn.eu» kan du kjøpe nye filter og behandlingsstykker. Dersom du trenger nye gummihetter eller AC/DC-strømforsyninger, vennligst henvend deg til vår kundeservice.

10 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre. Oppbevar produktet på et rent og tørt sted, hvor det er beskyttet mot varme og direkte sollys.

11 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Produktet virker ikke.	Forsikre deg om at AC/DC-strømforsyningen er riktig koblet til produktet og stikkkontakten.
Jeg kjenner ingen sugeeffekt når produktet kommer i kontakt med huden.	Forsikre deg om at produktet er slått på og at filteret, gummihetten og behandlingsstykket sitter godt montert på hovedenheten.

12 Tekniske data

Modell:	H4201
Teknologi:	Vakuummunnstykke
Inngangseffekt:	12 V === 0,2 A
Beskyttelsesklasse:	III
Vekt:	110 g
Kapslingsgrad:	IPX0
Transport og oppbevaring mellom behandlingene og lagringsbetingelser	
Temperatur:	-40 °C til +70 °C
Relativ luftfuktighet:	10 % til 90 %
Atmosfærisk trykk:	500 til 1060 hPa
Driftsforhold	
Temperatur:	10 °C til 35 °C

Relativ luftfuktighet: 30 % til 75 %
Atmosfærisk trykk: 700 til 1060 hPa

AC/DC-strømforsyning

Modellnummer: EHI200-0500WG (EU)
EHI200-0500WE (GB)
Inngang: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Utgang: 12 V === 0,5 A 6,0 W
Utgangseffekt: 6,0 W
Beskyttelsesklasse: II
Kapslingsgrad: IP20

Publiserte data	Verdi og nøyaktighet	Enhet
Produsentens navn eller merke, foretaksregisternummer og adresse:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Modellnummer:	EHI200-0500WG (EU) EHI200-0500WE (GB)	
Inngangsspenning:	100–240	V
AC inngangsfrekvens:	50/60	Hz
Utgangsspenning:	12	V
Utgangsstrøm:	0,5	A
Utgangseffekt:	6	W
Gjennomsnittlig effekt ved bruk:	81,89	%
Effekt ved lav belastning (10 %):	79,97	%
Strømforbruk uten belastning:	0,032	W

NO

13 Kassering

13.1 Kaste emballasjen



Sorter emballasjen når du kaster den. Kast papp og kartong som returpapi, plastfolier til plastgjenvinning.

13.2 Kaste produktet

(Gjelder i Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



NO

Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås.

Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.

14 Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessen. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

I5 Kundeservice

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: www.silkn.eu. Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra www.silkn.eu som PDF-fil.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Juridiska upplysningar

Home Skinovations Ltd. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Home Skinovations Ltd. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Home Skinovations Ltd. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Home Skinovations Ltd.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Home Skinovations Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

SV

Home Skinovations Ltd. har patent samt anhängiga patentansökningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Home Skinovations Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nederländerna

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innehåll

1.	Leveransomfång/apparatens delar	189
2	Allmänt	189
2.1	Läs och spara användarmanualen	189
2.2	Symbolförklaring	189
3	Säkerhet	191
3.1	Avsedd användning	191
3.2	Säkerhetsanvisningar	191
4	Kontrollera produkt och leveransomfång	196
5	Grundläggande uppgifter om produkten	196
6	Möjliga biverkningar	197
7	Förberedelser inför behandling	197
7.1	Områden som ska behandlas	197
7.2	Montering och byte av behandlingstillbehör	198
8	Användning	199
8.1	Rekommenderade åtgärder	199
8.2	Behandlingssteg	199
9	Rengöring och underhåll	200
9.1	Rengöring av huvudenhet och behandlingstillbehör	200
9.2	Rengöring och byte av filter	200
10	Förvaring	200
11	Felsökning	201
12	Tekniska data	201
13	Avfallshantering	203
13.1	Kassera förpackningen	203
13.2	Kassera produkten	203
14	Garantiinformation	203
15	Kundtjänst	204

1. Leveransomfång/apparatens delar

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 1 | Behandlingstillbehör (fint/grovt), 2×* | 5 | Kontrollknapp (⏻) |
| 2 | Gummilock, 4×* | 6 | Uttag till nätdel |
| 3 | Filter, 3 l ×* | 7 | AC/DC-nätadapter (med kabel) |
| 4 | Huvudenhet | | |

*Ett tillbehör har redan monterats på huvudenheten.

2 Allmänt

2.1 Läs och spara användarmanualen



Den här användarmanualen hör till denna ReVit Essential (nedan kallad "Produkt"). Den innehåller viktig information om idrifttagning och användning. Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt

säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna användarmanual kan medföra personskador eller skador på produkten. Användarmanualen grundar sig på de normer och regler, som gäller i Europeiska unionen. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara användarmanualen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan är det viktigt att du bifogar den här användarmanualen.

2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här användarmanualen, på produkten eller på förpackningen.

VARNING!

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

HÄNVISNING!

Detta signalord varnar för möjliga sakskador.



Denna signalsymbol ger dig användbar extra information om hantering och användning.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Denna symbol finns på elektriska apparater i skyddsklass III (huvudenhet).



Denna symbol anger strömmens polaritet på nätadapters uttag.



Apparater märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).



Denna symbol karakteriserar märkspänningen och märkströmmen för likström.

IP20

AC/DC-nätadapter är skyddad mot fasta föremål upp till en storlek om 12 mm.



Det internationella märket för effektivitet indikerar att strömförsörjningen uppfyller kraven för steg VI (AC/DC-nätadapter).



AC/DC-nätadaptern är utrustad med en kortslutningssäker transformator.



AC/DC-nätadaptern har en pulserande strömförsörjning.



Denna symbol finns på elektriska apparater i skyddsklass II (AC/DC-nätadapter).



Om nätaggregatet är skadat eller stiften är böjda, ska du kassera nätaggregatet och inte använda det längre.



Märkningen "GS" står för testad säkerhet. Produkter som är märkta med denna symbol uppfyller kraven i den tyska produktsäkerhetslagen (ProdSG) (AC/DC-nätadapter).

3 Säkerhet

3.1 Avsedd användning

Produkten är en enhet för fri handel och endast avsedd för peeling av det övre hudskiktet för ett fräschare utseende. Den är avsedd för behandling av ansikte, hals och händer. Blek hud och hud som skadats av solen kan också behandlas med denna produkt. Produkten är uteslutande avsedd för privat bruk och ej lämplig för kommersiell användning. Använd produkten endast på det sätt som beskrivs i den här användarmanualen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till saksador eller personskador. Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personskador som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.

3.2 Säkerhetsanvisningar

SV

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag, där nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på AC/DC-nätadapters typskylt.
- Anslut AC/DC-nätadaptern till ett lättillgängligt vägguttag, så att du snabbt kan skilja den från strömförsörjningen vid en eventuell driftstörning.
- Produkten får endast användas med den medföljande AC/DC-nätadaptern. Använd inte AC/DC-nätadaptern för andra ändamål.
- Om AC/DC-nätadapters nätkabel är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, dennes kundtjänst eller av en person med liknande kvalifikationer för att undvika risker.

- Använd aldrig AC/DC-nätadaptern, om kabeln eller kontakten är skadad, om den inte fungerar korrekt eller om den har doppats i vatten. Skilj den i detta fall omedelbart från AC/DC-nätadaptern.
- Öppna inte kåpan, utan överlåt reparationen till utbildade reparatörer. Kontakta kundtjänst för sådana ärenden. Vid självständigt genomförda reparationer, felaktig anslutning eller felaktigt handhavande upphör garantin att gälla. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskällor.
-  Håll produkten och AC/DC-nätadaptern borta från vatten eller vätskor. Använd den inte i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra vattenfyllda behållare.
- Försök inte ta i produkten eller AC/DC-nätadaptern om den har fallit ned i vattnet. Skilj den omedelbart från strömförsörjningen innan du tar i den. Om du inte skiljer produkten och/eller AC/DC-nätadaptern från strömförsörjningen kan detta orsaka elektriska stötar!
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, när du rengör den eller när ett fel föreligger. Skilj alltid AC/DC-

nätadaptern från strömförsörjningen när du inte använder produkten.

- Ta aldrig i kåpan och AC/DC-nätadaptern med våta eller fuktiga händer.
- Stick inte in några föremål i kåpan.
- Dra inte ut AC/DC-nätadaptern ur vägguttaget genom att dra i kabeln, utan ta alltid tag i själva nätadaptern. Transportera, dra eller bär aldrig produkten i kabeln.
- Håll produkten och AC/DC-nätadaptern borta från öppen eld och heta ytor.
- Placera kabeln på ett sådant sätt att den inte utgör någon snubbelrisk.
- Vik inte kabeln, linda den inte kring produkten och lägg den inte över vassa kanter.
- Använd endast produkten i utrymmen inomhus.



**VARNING! FARA FÖR BARN
OCH PERSONER MED NEDSATT
FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL
FÖRMÅGA ELLER BRIST PÅ
ERFARENHET OCH KUNSKAP.**

- Produkten får inte användas av barn och personer under 16 år eller av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap när det gäller

användning av produkten. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan tillsyn.

- Håll barn under 8 år borta från produkten och AC/DC-nätadaptern.
- Se till att barn inte leker med plastförpackningen. De kan fastna i den när de leker och kvävas.
- Produkten innehåller smådelar. Håll dessa utom räckhåll för barn.



VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd inte produkten om något av följande stämmer in på dig:
 - Du har rosacea.
 - Du har dåligt inställda endokrina störningar, såsom diabetes och sköldkörtelproblem.
 - På grund av diabetes, systemiska eller metabola sjukdomar är ditt hudtillstånd onormalt.
 - Du har fått strålning eller kemoterapi under de senaste tre månaderna, eller din hud har områden med elakartade tumörer.
 - Du har under de senaste tre månaderna använt ordinerade läkemedel på din hud.

- Enligt din läkare eller hudläkare är behandlingen inte säker i ditt tillstånd.
- Behandla inga områden med:
 - Aktiva eksem, psoriasis, sår, öppna sår eller infektioner (blåsor), leverfläckar eller vårtor, onormalt hudtillstånd på grund av systemiska eller metabola sjukdomar (t ex diabetes).
 - Tidigare herpesutbrott.
 - Traumatiserad eller skadad hud.
 - Nyligen oskyddad exponering för solen (vänta 1 dag) eller om din hud är solbränd eller bränd av solen (vänta 3 dagar).
- Använd inte produkten på bröstvårtorna eller i genitalområdet.
- Om du inte känner dig riktigt bra ska du använda läget med låg sugkeffekt.
- Sluta omedelbart att använda produkten om stark hudrodnad uppstår.
- Ta av dig alla dina smycken innan du börjar med behandlingen.
- Skydda din hud med solskyddsfaktor 30 eller högre om du efter användning av produkten utsätter din hud för solen.

HÄNVISNING! RISK FÖR SKADOR!

- Använd inga adaptrar, behandlingstillbehör eller andra tillbehör som inte har

- rekommenderats av tillverkaren.
- Placera inte produkten på kanten av en yta för att förhindra att den faller ned.
 - Sluta använda produkten om plastdelar är spruckna, avbrutna eller deformerade.
 - Använd inga aggressiva rengöringsmedel, borstar med metall- eller nylonborst eller vassa eller metalliska rengöringsverktyg såsom knivar, hårda skrapor eller liknande.

4 Kontrollera produkt och leveransomfång

SV

HÄNVISNING! RISK FÖR SKADOR!

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan produkten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.
1. Ta ut produkten ur förpackningen.
 2. Kontrollera att leveransen är fullständig (se **bild A**).
 3. Kontrollera att produkten och de enskilda delarna inte är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.

5 Grundläggande uppgifter om produkten

Produkten är en enhet för behandlingar med dubbel verkan och har konstruerats för hemmabruk. Den kombinerar microdermabrasion peeling med vakuumstimulering.

Microdermabrasion peeling

- Främjar mjuk, icke-slipande peeling för slätare, fräschare hud.
- Hjälper till att förbättra hudtonen, hudtexturen och hudens elasticitet.

- Hjälper till att reducera fina synliga linjer kring ögonen, åldersfläckar och ytliga ärr.

Vakuumbstimulering

- Bidrar till att stimulera blodcirkulationen för slätare hud med ett yngre utseende.
- Transporterar en del orenheter till ytan.
- Hittar döda hudceller för deras borttagning.

6 Möjliga biverkningar

Om du följer alla instruktioner och beaktar alla varningar, är komplikationer och biverkningar sällsynta. Alla kosmetiska produkter innehåller en viss risk. Det gäller även de produkter som är avsedda för hemmabruk. Därför är det viktigt att du förstår de risker och komplikationer, som kan uppstå. Kontakta din läkare om du drabbas av permanenta symptom.




SV

Biverkning	Risk
Fläckbildning: Det är möjligt att lätt fläckbildning uppstår. Dessa fläckar bör försvinna efter två till tre dagar.	Obetydlig
Hudrodnad: Möjligtvis utvidgas de ytliga blodkapillärerna. Detta kan leda till rodnad, som går över efter några dagar. Dessutom kan röda fläckar uppstå på vissa kapillärer, men även dessa bleknar med tiden. I dessa fall ska du omedelbart kyla ned området med kallt vatten.	Obetydlig

7 Förberedelser inför behandling

7.1 Områden som ska behandlas

Gör dig förtrogen med dessa behandlingsområden och de motsvarande rekommendationerna för behandling.

Område som ska behandlas	Rekommendation
Panna, kinder och haka 	Flytta produkten från mitten och utåt över huden.
Ögon och näsa 	Gör korta uppåtgående rörelser på området kring ögonbrynen. Undvik ögonlocken. Börja med områdena under ögonen bredvid näsan och för produkten utåt i riktning mot hårfästet. I området kring näsan utför du raka rörelser i riktning nedåt och följer därvid näsans krökning och kindbenens kontur.
Hals 	Utför mjuka nedåtgående rörelser på hela området kring halsen.

SV

7.2 Montering och byte av behandlingstillbehör

Produkten är utrustad med två behandlingstillbehör (fint och grovt, uppgift finns på behandlingstillbehöret) **1**. Det rekommenderas att börja med det fina behandlingstillbehöret.



Använd det fina behandlingstillbehöret för allmän behandling eller avslutande efterbehandling och det grova behandlingstillbehöret för grov peeling.

Så här monterar du behandlingstillbehör och byter ut dem:

1. Förvissa dig om att huvudenheten **4** inte är ansluten till AC/DC-nätadaptern **7**.
2. Ta bort det nuvarande behandlingstillbehöret från huvudenheten genom att dra av det försiktigt.
3. Montera det andra behandlingstillbehöret på huvudenheten. Se till att behandlingstillbehöret sitter fast innan du påbörjar användningen.

8 Användning

8.1 Rekommenderade åtgärder

- Innan du behandlar ett område för första gången bör du utföra ett test på ett litet område. Fortsätt sedan med behandlingen, om inga biverkningar uppstår.
- Det rekommenderas att starta i läget med låg sugeffekt och skifta till läget med hög sugeffekt efter två till tre behandlingar. Om du på något sätt känner obehag ska du behandla respektive område med låg sugeffekt.
- Börja med att behandla de enskilda områdena två till fyra gånger. När din hud har vant sig vid behandlingen kan du öka den och behandla fyra till sex gånger.
- Det rekommenderas att använda produkten högst två gånger i veckan.
- Avbryt behandlingen omedelbart om du mår illa.

SV

8.2 Behandlingssteg

1. Se till att din hud är ren, torr och fri från pulver, kräm eller gel.
2. Förvissa dig om att gummilocket **2**, filtret **3** och behandlingstillbehöret **1** har monterats på ett säkert sätt på huvudenheten **4**.

Det rekommenderas att börja med det fina behandlingstillbehöret (se avsnittet "Montering och byte av behandlingstillbehör").

3. Anslut AC/DC-nätadapters kabel **7** till nätadapters uttag **6**.
4. Anslut AC/DC-nätadapters till ett vägguttag.
5. Tryck på kontrollknappen (⏻) **5** för att slå på produkten. Produkten är klar för användning i läget med låg sugeffekt.
6. Tryck behandlingstillbehöret hårt mot din hud, så att du känner sugeffekten. Behandla de enskilda områdena enligt beskrivningen i kapitlet "Behandlingsområden".
7. Tryck vid behov åter på kontrollknappen (⏻) för att skifta från läget med låg sugeffekt till läget med hög sugeffekt.
8. När du är färdig, tryck på kontrollknappen (⏻) en eller två gånger för att stänga av produkten (beroende på inställt sugläge).
9. Dra ut AC/DC-nätadapters ur nätadapters uttag och vägguttaget.



Undvik direkt solljus efter behandlingen och applicera solskyddsfaktor 30 eller högre. Du kan även använda en ansiktsmask eller applicera en dag- eller nattkräm.

9 Rengöring och underhåll

9.1 Rengöring av huvudenhet och behandlingstillbehör

1. Dra ut produkten ur vägguttaget.
2. Torka av huvudenheten **4** med en fuktig trasa. Torka den sedan fullständigt torr med en torr duk.
3. Om du vill rengöra behandlingstillbehören **1** måste du först ta bort dem från huvudenheten. Tvätta behandlingstillbehören med vatten och tvål och torka dem därefter noggrant.

Det rekommenderas att byta ut behandlingstillbehören var sjätte månad eller tidigare, om tillbehörens slipande ändrar är skadade.

9.2 Rengöring och byte av filter

Filtret **3** måste rengöras eller bytas ut på grund av ansamlingen av döda hudceller. Det rekommenderas att alltid göra detta efter några behandlingar.

1. Dra försiktigt av behandlingstillbehöret från huvudenheten.
2. Ta bort gummilocket **2** och därefter filtret.
3. Om du vill rengöra filtret, borstar du av alla rester med en mjuk borste och sätter sedan åter fast filtret på huvudenheten. Om du vill byta ut ett filter tar du bort det nuvarande filtret och sätter i ett nytt.
4. Sätt fast gummilocket igen och sätt därefter åter fast behandlingstillbehöret på huvudenheten. Se därvid till att båda komponenterna är fast anslutna till varandra.



Du kan köpa nya filter och behandlingstillbehör på vår webbplats: "www.silk.nu". Kontakta kundtjänst om du behöver nya gummilock eller AC/DC-nätadapterar.

10 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra. Förvara produkten på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.

II Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten fungerar inte.	Förvissa dig om att AC/DC-nätadaptorn är korrekt ansluten till produkten och ett vägguttag.
Jag känner ingen sugffekt, när produkten rör vid min hud.	Förvissa dig om att produkten är påslagen och kontrollera om filtret, gummilocket och behandlingstillbehöret har monterats korrekt på huvudenheten.

SV 12 Tekniska data

Modell:	H4201
Teknik:	Vakuumbillbehör
Ingångseffekt:	12 V === 0,2 A
Skyddsklass:	III
Vikt:	110 g
Kapslingsklass:	IPX0
Transport och förvaring mellan användningarna och förvaringsvillkor	
Temperatur:	-40 °C till +70 °C
Relativ luftfuktighet:	10 % till 90 %
Atmosfärstryck:	500 till 1060 hPa
Driftsvillkor	
Temperatur:	10 °C till 35 °C
Relativ luftfuktighet:	30 % till 75 %
Atmosfärstryck:	700 till 1060 hPa

AC/DC-nätadapter

Modellnummer:	EHI 200-0500WG (EU) EHI 200-0500WE (GB)
Ingång:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Utgång:	12 V === 0,5 A 6,0 W
Utgångseffekt:	6,0 W
Skyddsklass:	II
Kapslingsklass:	IP20

Publicerade uppgifter	Värde och noggrannhet	Enhet
Tillverkarens namn eller märke, handelsregister-nummer och adress:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Modellidentifiering:	EHI 200-0500WG (EU) EHI 200-0500WE (GB)	
Ingångsspänning:	100–240	V
AC-ingångsfrekvens:	50/60	Hz
Utgångsspänning:	12	V
Utgångsström:	0,5	A
Utgångseffekt:	6	W
Genomsnittlig effektivitet vid drift:	81,89	%
Effektivitet vid låg belastning (10 %):	79,97	%
Strömförbrukning vid nollbelastning:	0,032	W

13 Avfallshantering

13.1 Kassera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

13.2 Kassera produkten

(Tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



Kasserade apparater får inte kastas i hushållssoporna!

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På så sätt

säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

14 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en tvåårig garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

15 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: www.silkn.eu. Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från www.silkn.eu som pdf.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Juridisk oplysning

Home Skinovations Ltd. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Home Skinovations Ltd. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Home Skinovations Ltd. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Home Skinovations Ltd.

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

DA

Home Skinovations Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Home Skinovations Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Home Skinovations Ltd.

Invention Works B.V.
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nederlandene

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Indhold

1	Leveringsomfang/apparatdele	207
2	Generelt	207
2.1	Læs og opbevar brugsanvisningen	207
2.2	Symbolforklaring	207
3	Sikkerhed	209
3.1	Forskriftsmæssig brug	209
3.2	Sikkerhedsoplysninger	209
4	Kontroller produkt og indhold	214
5	Principielt om produktet	214
6	Mulige bivirkninger	215
7	Forbered behandling	215
7.1	Behandlingsområder	215
7.2	Påsat og udskift behandlingshoveder	216
8	Betjening	217
8.1	Anbefalede foranstaltninger	217
8.2	Behandlingstrin	217
9	Rengøring og vedligeholdelse	218
9.1	Rengør hovedenhed og behandlingshoveder	218
9.2	Rengør og udskift filter	218
10	Opbevaring	218
11	Fejlsøgning	218
12	Tekniske data	219
13	Bortskaffelse	220
13.1	Bortskaf emballage	220
13.2	Bortskaf produkt	221
14	Garantiinformationer	221
15	Kundeservice	221

I Leveringsomfang/apparatdele

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Behandlingshoved
(Fin/Grov), 2×* | 5 | Styretast (⏻) |
| 2 | Gummihætte, 4×* | 6 | Netdeltilslutning |
| 3 | Filter, 3 l ×* | 7 | AC/DC-netdel (med kabel) |
| 4 | Hovedenhed | | |

*Et stykke er allerede monteret på hovedenheden.

2 Generelt

2.1 Læs og opbevar brugsanvisningen



Denne brugsanvisning hører til denne ReVIt Essential (i det følgende kaldt "produkt"). Den indeholder vigtige oplysninger til ibrugtagningen og brugen.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for sikkerhedsoplysningerne. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer om håndteringen og brugen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Dette symbol markerer elektriske apparater, som hører til beskyttelsesklasse III (hovedenhed).



Dette symbol angiver polariteten af strømmen ved netdeltilslutningen.



Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnet til hjemmebrug (i tørre indendørsrum).



IP20

Dette symbol markerer målingsspændingen og målingsstrømmen for jævnstrøm.

AC/DC-netdelen er beskyttet mod faste legemer op til en størrelse på 12 mm.



Det internationale efficiensmærke angiver, at strømforsyningen opfylder kravene til trin VI (AC/DC-netdel).



AC/DC-netdelen er udstyret med en kortslutningsstabil sikkerhedstransformer.



AC/DC-netdelen råder over en DC-DC-omformer.



Dette symbol markerer elektriske apparater af beskyttelsesklasse II (AC/DC-netdel).



Hvis strømforsyningen er beskadiget eller stifterne er bøjet, skal strømforsyningen bortskaffes og må ikke længere anvendes.



Mærkingen "GS" står for "geprüfte Sicherheit" (kontrolleret sikkerhed). Produkter mærket med dette symbol opfylder kravene i den tyske produktsikkerhedslov (ProdSG) (AC/DC-netdel).

3 Sikkerhed

3.1 Forskriftsmæssig brug

Produktet er et apparat til den frie handel og er udelukkende beregnet til peeling af det øvre hudlag for et friskere udseende. Det er beregnet til behandling af ansigtet, halsen og hænderne. Bleg hud og hud, der er blevet beskadiget af solen, kan også behandles med det.

Produktet er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervmæssig brug. Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskader. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

3.2 Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Tilslut kun produktet, hvis netspændingen i stikkontakten stemmer overens med dataene på typeskiltet på AC/DC-netdelen.
- Tilslut kun AC/DC-netdelen til en nemt tilgængelig stikkontakt, så du hurtigt kan afbryde den fra el-nettet i tilfælde af forstyrrelse.
- Produkt må kun anvendes sammen med den vedlagte AC/DC-netdel. Brug ikke AC/DC-netdelen til andre formål.
- Hvis AC/DC-netdelens netkabel er beskadiget, skal det erstattes af producenten, dens kundeservice eller af på lignende måde kvalificerede personer for at undgå risici.

- Anvend aldrig AC/DC-netdelen, hvis kablet eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er blevet dykket ned i vand. Tag i så fald omgående AC/DC-netdelen ud.
- Åbn ikke kabinettet, men overlad reparationen til fagfolk. Henvend dig i den forbindelse til kundeservice. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening bortfalder hæftelses- og garantikrav. I dette produkt findes der elektriske og metalliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
-  Hold produktet og AC/DC-netdelen væk fra vand og væsker. Anvend det ikke i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der er fyldt med vand.
- Grib ikke ud efter produktet eller AC/DC-netdelen, hvis det er faldet ned i vand. Afbryd straks strømforsyningen, inden du griber ud efter det. Hvis du ikke afbryder strømforsyningen fra produktet og/eller AC/DC-netdelen, kan der opstå et elektrisk stød!
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når det rengøres, eller hvis der er opstået en fejl.

Frakobl altid AC/DC-netdelen fra strømfor-
syningen, når du ikke bruger produktet.

- Rør aldrig ved kabinettet og AC/DC-netdelen med våde eller fugtige hænder.
- Stik ikke nogen genstande ind i kabinettet.
- Træk ikke AC/DC-netdelen ud af stikkontakten vha. kablet, tag derimod altid fat på selve netdelen. Transporter, træk eller bær aldrig produktet i kablet.
- Hold produktet og AC/DC-netdelen væk fra åben ild og varme overflader.
- Udlæg kablet således, at man ikke kan falde over det.
- Kablet må ikke bøjes sammen, vikles omkring produktet og placeres over skarpe kanter.
- Anvend kun produktet indendørs.



ADVARSEL! FARER FOR BØRN OG PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG VIDEN.

- Produktet må ikke anvendes af børn og personer under 16 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med mangel på erfaring og viden vedr. brugen

af produktet. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Produktet og AC/DC-netdelen skal opbevares utilgængeligt for børn under 8 år.
- Sikr, at børn ikke leger med plastemballagen. De kan hænge fast i den under leg og kvæles i den.
- Produktet indeholder små dele. Hold dem væk fra småbørn.

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Anvend ikke produktet, hvis følgende gælder for dig:
 - Du har rosacea.
 - Der foreligger endokrine forstyrrelser som f.eks. diabetes og skjoldbruskkirtelproblemer hos dig.
 - Tilstanden af din hud er unormal pga. diabetes, systemiske eller stofskiftesygdomme.
 - Du har inden for de seneste 3 måneder modtaget strålebehandling eller kemoterapi, eller områder af din hud udviser ondartede tumorer.
 - Du har inden for de seneste 6 måneder anvendt lægeligt ordinerede medikamenter på din hud.
 - Ifølge din læge eller hudlæge er behandlingen ikke sikker i din tilstand.

- Du må ikke behandle områder med:
 - Aktive eksemmer, psoriasis, sår, åbne sår eller infektioner (blegner), leverpletter eller vorter, unormale hudtilstande pga. systemiske eller stofskiftesygdomme (f.eks. diabetes).
 - Tidligere udbrud af herpes.
 - Traumatiseret eller skadet hud.
 - Nylig ubeskyttet kontakt med solen (vent 1 dag), eller hvis din hud er blev solbrændt eller solskoldet (vent 3 dage).
- Anvend ikke produktet på brystvorterne eller kønsorganer.
- Anvend modusen med lav sugeseevne, hvis du føler dig utilpas.
- Anvend produktet ikke længere, hvis din hud bliver meget rød.
- Fjern alle smykker inden behandlingerne.
- Beskyt din hud med faktor 30 eller højere, hvis du udsætter din hud for sol efter anvendelsen af produktet.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Anvend ingen adaptore, hoveder eller tilbehørsdele, som ikke er blevet anbefalet af producenten.
- Stil ikke produktet på kanten af en overflade for at forhindre, at det falder ned.

- Anvend ikke længere produktet, hvis plastdele er revnet, brudt eller deforme.
- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler, børster med metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende.

4 Kontroller produkt og indhold

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Kontroller, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
3. Kontroller, om produktet eller enkeltdele er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet. Henvend dig til vores kundeservice.

5 Princielt om produktet

Produktet er et terapiapparat med dobbelteffekt, som er beregnet til brug derhjemme. Det kombinerer en mikrodermabrasions-peeling med en vakuumstimulering.

Mikrodermabrasions-peeling

- Understøtter den blide, ikke-abrasive peeling for en glattere, friskere hud.
- Bidrager til at forbedre hudens farve, tekstur og elasticitet.
- Hjælper med at reducere fine, synlige linjer omkring øjnene, leverpletter og overfladiske ar.

Vakuumstimulering

- Bidrager til at stimulere blodcirkulationen for en glattere hud, der virker yngre.
- Får nogle urenheder op til overfladen.
- Får fat i døde hudceller mhp. at fjerne dem.

6 Mulige bivirkninger

Hvis du overholder alle anvisninger og advarsler, opstår der kun sjældent komplikationer og bivirkninger. Alle kosmetikprodukter indeholder en vis risiko, inkl. dem, der er blevet udviklet til hjemmebrug. Derfor er det vigtigt at forstå alle de risici og komplikationer, der kan opstå. Kontakt din læge, hvis der opstår vedvarende symptomer hos dig.

Bivirkning	Risiko
Dannelse af pletter: Muligvis dannes der nogle pletter. Disse pletter bør forsvinde efter 2 til 3 dage.	Lav
Rødmen af huden: Muligvis udvides de overfladiske kapillærer. Det kan føre til rødmen af huden i nogle dage. Desuden udviser nogle kapillærer muligvis røde pletter, som aftager med tiden. I disse tilfælde skal området omgående køles ned med koldt vand.	Lav

7 Forbered behandling

7.1 Behandlingsområder

Gør dig fortrolig med disse behandlingsområder og de pågældende behandlingsanbefalinger.

Behandlingsområde	Anbefaling
Pande, kinder og hage 	Bevæg produktet hen over huden fra midten og udad.

Behandlingsområde	Anbefaling
Øjne og næse 	Lav nogle korte bevægelser opad i området omkring øjenbrynene. Undgå øjenlågene. Begynd ved områderne under øjnene ved siden af næsen, og før produktet udad hen imod hårkanten. Lav lige bevægelser opad i området ved næsen, og følg næsens krumning og kindbenenes kontur.
Hals 	Lav nogle bløde bevægelser opad i hele halsens område.

7.2 Påsæt og udskift behandlingshoveder

Produktet råder over to behandlingshoveder (Fin og Grov, angivet på behandlingshovedet) **1**. Det anbefales at begynde med det fine behandlingshoved.



Anvend det fine behandlingshoved til den generelle behandling eller den afsluttende finbehandling og det grove behandlingshoved til grov-peeling.

Sådan påsætter du behandlingshoveder og udskifter dem:

1. Sikr, at hovedenheden **4** ikke er forbundet med AC/DC-netdelen **7**.
2. Fjern det nuværende behandlingshoved fra hovedenheden ved at trække det forsigtigt af.
3. Påsæt det andet behandlingshoved på hovedenheden. Kontroller inden brug, om behandlingshovedet sidder fast.

8 Betjening

8.1 Anbefalede foranstaltninger

- Udfør en punktuell test på et lille hudområde inden den første behandling af et område. Fortsæt behandlingen, hvis der ikke optræder bivirkninger.
- Det anbefales at begynde med modusen med lav sugeevne og skifte til modusen med høj sugeevne efter 2 til 3 behandlinger. Hvis du på nogen måde føler dig utilpas, skal du behandle det pågældende område i modusen med lav sugeevne.
- Behandl de enkelte områder først 2 til 4 gange. Når din hud har vænnet sig til behandlingen, kan du øge til 4 til 6 gange.
- Det anbefales at anvende produktet maks. to gange om ugen.
- Afslut behandlingen omgående, hvis du føler dig utilpas.

8.2 Behandlingstrin

1. Sikr, at din hud er ren, tør og fri for pudder, creme og gel.
2. Sikr, at gummihætten **2**, filteret **3** og behandlingshovedet **1** er anbragt sikkert på hovedenheden **4**.

Det anbefales at begynde med det fine behandlingshoved (se afsnit "Påsat og udskift behandlingshoveder").

3. Tilslut AC/DC-netdelens kabel **7** til netdeltilslutningen **6**.
4. Tilslut AC/DC-netdelen til en stikkontakt.
5. Tryk på styretasten (⏻) **5** for at tænde for produktet. Produktet er klar til brug i modusen med lav sugeevne.
6. Tryk behandlingshovedet fast på din hud, så du kan mærke suget. Behandl de enkelte områder som beskrevet i afsnittet "Behandlingsområder".
7. Tryk evt. igen på styretasten (⏻) for at skifte fra modusen med lav sugeevne til modusen med høj sugeevne.
8. Når du er færdig, skal du en eller to gange trykke på styretasten (⏻) for at slukke for produktet (alt efter aktuel sugemodus).
9. Træk AC/DC-netdelen ud af netdeltilslutningen og stikkontakten.



Undgå direkte sollys efter behandlingen, og påfør faktor 30 eller højere. Du kan også lægge en ansigtsmaske eller påføre en dags- eller natcreme.

9 Rengøring og vedligeholdelse

9.1 Rengør hovedenhed og behandlingshoveder

1. Tag produktet ud af stikkontakten.
2. Tør hovedenheden **4** med en fugtig klud. Tør den helt med en tør klud.
3. Hvis du ønsker at rengøre behandlingshovederne **1**, skal du først fjerne dem fra hovedenheden. Vask behandlingshovederne med vand og sæbe, og tør dem efterfølgende grundigt. Det anbefales at udskifte behandlingshovederne hver 6. måned eller tidligere, hvis hovedernes slibeender er beskadiget.

9.2 Rengør og udskift filter

Filteret **3** skal rengøres eller udskiftes pga. ophobningen af døde hudceller. Det anbefales at gøre det efter nogle behandlinger.

1. Træk behandlingshovedet forsigtigt af hovedenheden.
2. Fjern gummihætten **2** og derefter filteret.
3. Hvis du ønsker at rengøre filteret, skal du børste resterne væk med en blød børste og derefter påsætte det igen på hovedenheden. Hvis du ønsker at udskifte et filter, skal du fjerne det aktuelle filter og isætte et nyt.
4. Påsæt gummihætten igen, og fastgør derefter behandlingshovedet på hovedenheden. Sikr i den forbindelse, at de to komponenter er fast forbundet med hinanden.



På vores hjemmeside på "www.silkn.eu" kan du købe nye filtre og behandlingshoveder. Hvis du har brug for reservergummihætter eller AC/DC-netdele, så kontakt venligst kundeservice.

10 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre. Opbevar produktet på et rent og tørt sted, som beskytter mod varme temperaturer og direkte sollys.

11 Fejlsøgning

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet virker ikke.	Sikr, at AC/DC-netdelen er tilsluttet korrekt til produktet og en stikkontakt.
Jeg kan ikke mærke nogen sugeeffekt, når produktet rører ved min hud.	Sikr, at produktet er tændt, og kontroller, om filteret, gummihætten og behandlingshovedet er påsat korrekt på hovedenheden.

12 Tekniske data

Model:	H4201
Teknologi:	Vakuumhoved
Indgangseffekt:	12 V === 0,2 A
Beskyttelsesklasse:	III
Vægt:	110 g
Beskyttelsestype:	IPX0
Transport og opbevaring mellem anvendelserne og opbevaringsbetingelser	
Temperatur:	-40 °C til +70 °C
Relativ luftfugtighed:	10 % til 90 %
Atmosfærisk tryk:	500 til 1060 hPa
Driftsbetingelser	
Temperatur:	10 °C til 35 °C
Relativ luftfugtighed:	30 % til 75 %
Atmosfærisk tryk:	700 til 1060 hPa

AC/DC-netdel

Modelnummer:	EHI200-0500WG (EU) EHI200-0500WE (GB)
Indgang:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Udgang:	12 V === 0,5 A 6,0 W
Udgangseffekt:	6,0 W
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsestype:	IP20

Offentliggjorte data	Værdi og præcision	Enhed
Producentens navn eller mærke, handelsregister-nummer og adresse:	Xiamen Eahunt Electronics Co., Ltd. Room 755, Venture Building, Venture Park, Torch High-tech Zone, Xiamen, Fujian, P.R. China	
Modelbetegnelse:	EHI 200-0500WG (EU) EHI 200-0500WE (GB)	
Indgangsspænding:	100–240	V
Indgangsvekselstrømfrekvens:	50/60	Hz
Udgangsspænding:	12	V
Udgangsstrøm:	0,5	A
Udgangseffekt:	6	W
Gennemsnitlig effektivitet ved brug:	81,89	%
Effektivitet ved lav belastning (10 %):	79,97	%
Strømforbrug ved nulbelastning:	0,032	W

DA

13 Bortskaffelse

13.1 Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

13.2 Bortskaf produkt

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land.** Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste symbol.

14 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

15 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: www.silkn.eu. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på www.silkn.eu som PDF.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

2107_005_EU124



Silk'n[®]
Beautiful Technology

Invention Works B.V.
Donk IB, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands

InnoEssentials Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6, 49661 Cloppenburg
Deutschland

www.silkn.eu • info@silkn.eu



© 2021 Home Skinovations Ltd. All rights reserved. SILK'N and the SILK'N logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd.