

# Silk'n®

## BRIGHT LUX

### FAC03



EN

DE

FR

NL

ES

IT

TR

PT

DA

NO

SV

CS

PL



LT

HU

RO

- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DE USUARIO
- IT MANUALE D'USO
- TR KULLANIM KILAVUZU
- PT MANUAL DO UTILIZADOR

- DA BRUGERMANUAL
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- LT VARTOTOJO VADOVAS
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



## **Legal notice**

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silk'n Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silk'n Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Table of contents

<b>1</b>	<b>Package contents/device parts</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>General information</b>	<b>5</b>
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	5
<b>3</b>	<b>Safety</b>	<b>6</b>
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	6
<b>4</b>	<b>Checking the product and package contents</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Charging</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Facial cleansing</b>	<b>11</b>
6.1	Tips on facial cleansing	11
6.2	Switching on/off and selecting an operation mode	12
6.3	Selecting a speed setting	12
6.4	How to use	12
<b>7</b>	<b>LED light, Infrared and cooling mode</b>	<b>13</b>
7.1	Tips on LED light, Infrared and cooling mode	13
7.2	Switching on/off and selecting an LED mode	14
7.3	How to use	14
7.4	Regimen	15
<b>8</b>	<b>Travel lock</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>Cleaning</b>	<b>15</b>
<b>10</b>	<b>Storage</b>	<b>16</b>
<b>11</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>16</b>
<b>12</b>	<b>Technical data</b>	<b>17</b>
<b>13</b>	<b>Disposal</b>	<b>17</b>
13.1	Disposing of the packaging	17
13.2	Disposing of the product	17
<b>14</b>	<b>Warranty</b>	<b>18</b>
<b>15</b>	<b>Customer service</b>	<b>18</b>

# I Package contents/device parts

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Facial brush                 | 6 Cooling surface              |
| 2 Increase button (+)          | 7 Cooling mode indicator light |
| 3 Cleansing button (⏻)         | 8 LED button (⏻)               |
| 4 Decrease button (-)          | 9 Charging port                |
| 5 LED light + Infrared surface | 10 USB cable                   |

## 2 General information

### 2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this Bright Lux (hereafter referred to as the "product"), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union and United Kingdom. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

### 2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

#### **WARNING!**

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

#### **NOTICE!**

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the United Kingdom.



This symbol identifies voltage and the current rating for direct current.



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).

**IPX6**

The product is protected against powerful water jets.

## 3 Safety

### 3.1 Proper use

The product is exclusively designed for facial cleansing and skin improvement with LED light technology, Infrared and cooling. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes.

Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

### 3.2 Safety instructions

#### **WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- Only use the product with the supplied USB cable.
- Only connect the USB cable of the product to a suitable mains adaptor (IEC/EN 60335 certified SELV power supply) connected to an easily accessible socket so that you can

quickly disconnect it from the mains supply in the event of a problem.

- Do not use the product if it is damaged or if the USB cable is defective.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
- Do not immerse the USB cable in water or other liquids. Keep it away from water.
- Make sure the charging port is dry before charging.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the USB cable when you are not charging the product.
- Never touch the USB cable with wet or damp hands.
- Never insert any objects into the housing.
- Keep all parts of the product away from open flames and hot surfaces.

- Lay the USB cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not pull the USB cable out of the mains adaptor by the cord; instead, always pull it out by the cable plug.
- Do not kink the USB cable and do not lay it over sharp edges.
- Only charge the product at temperatures between 0 and 40 °C.
- Only use the product indoors.

** WARNING! RISK OF INJURY!**

- The product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- Keep children under the age of 8 away from the product and USB cable.
- The product cannot be used by pregnant women, children, people with epilepsy, thyroid patients, people using thyroid medications, people who are photoallergic or use light allergy medication.
- Do not use the product on the eye lids,



inside the eye orbits, around areas that contain inflammatory acne, or areas that have rashes or wounds.

- The product cannot be used on skin diseases, wound ulceration, trauma and post-operative wounds.
- Do not focus the product on one spot on your skin during use.
- Consult your physician if you are uncertain whether you can use the product.
- Stop using the product immediately if you feel any discomfort, develop any abnormal reactions (such as itching or uncomfortable inflammation) or in case your skin becomes warm to the point of discomfort.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- If battery fluid comes into contact with skin, eyes or mucous membrane, wash and rinse the affected areas immediately with clean water. Consult a physician if necessary.
- The batteries must not be disassembled, short-circuited or thrown into a fire.

## **NOTICE! RISK OF DAMAGE!**

- Do not use clay-based, silicone-based or grainy cleansers, exfoliators or scrubs with

the product as they may damage the soft silicone touch-points of the product.

- Avoid leaving the product in direct sunlight and never expose it to extreme heat or boiling water.
- Clean the product after each use to avoid the accumulation of grease and residues of face wash products.
- Stop using the product if its parts exhibit cracks or breaks or are deformed. Only replace damaged parts with corresponding original spare parts.
- Do not operate the product if it has been dropped or is damaged in any way. Have the product checked and/or repaired by qualified technicians if necessary.

#### **4 Checking the product and package contents**


##### **NOTICE! RISK OF DAMAGE!**

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
  1. Take the product out of the packaging.
  2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
  3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

## 5 Charging



- Fully charge the product before first use and when the battery power is low.
- When the battery power is low, the product emits 2 beep sounds and the cleansing button flashes 10 times before switching off automatically. Recharge the product.
- The product cannot be used during charging.
- If the product is to be stored for an extended period, the battery level should be checked and the product should be charged regularly.

1. Plug the smaller end of the USB cable **10** into the charging port **9** of the product.
2. Plug the larger end of the USB cable into the USB port of a compatible USB power source (e.g. USB power adaptor).
3. Plug the USB power adaptor into a mains socket for charging. Charging starts automatically. The cleansing button ( **3**) flashes white during charging and stays lit when charging is done.
4. When charging is done, unplug the USB power adaptor from the mains socket and disconnect the USB cable from the charging port of the product.

## 6 Facial cleansing



### WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not use the facial brush for more than 2 minutes per cleansing session and more than 2 times per day.

### 6.1 Tips on facial cleansing

- Clean the facial brush **11** before first use as described in the chapter "Cleaning".
- Before cleansing an area of the face for the first time, perform a skin sensitivity test on a spot. Start your cleansing session only if there is no adverse reaction.
- The facial brush is equipped with 2 operation modes: vibrating mode and pulsating mode. The vibrating mode uses uniform vibrations for deep, gentle cleansing. The pulsating mode uses alternating strong and weak vibrations for a massage-like soothing effect. There are also 7 speed settings for each mode.

## 6.2 Switching on/off and selecting an operation mode

1. Press the cleansing button (⏻) **3** once.  
The facial brush **1** is switched on in the vibrating mode.  
The cleansing button illuminates white during operation.
2. Press the cleansing button (⏻) a second time.  
The device is switched to the pulsating mode.
3. Press the cleansing button (⏻) a third time.  
The device is switched off.

## 6.3 Selecting a speed setting

- In the selected operation mode (vibrating or pulsating), press the increase button (+) **2** or decrease button (-) **4** to select a speed setting (1–7). The default level is 4.

## 6.4 How to use

1. Dampen your face and the facial brush **1** with lukewarm water. Apply your regular face wash product on your face (see step 1 in **Fig. B**).
2. Switch on the facial brush, select the vibrating mode and a speed setting (see instructions in the previous chapters).
3. Clean your face by moving the facial brush over the face in circular movements (see step 2 in **Fig. B**).
  - Use the thicker studs for areas that need precise cleansing (e.g. around the nose, eyes and chin) and use the thinner studs for the larger areas (e.g. forehead, cheeks and neck). We recommend cleansing each area for no more than 20 seconds.
  - Once the facial brush starts, you hear a beep sound every 30 seconds, hinting to you about the time that has passed. The device automatically switches off after 2 minutes.  
Note that whenever you change the operation mode or speed setting during the cleansing session, the timer will be reset to zero.
  - If you want to end the cleansing session earlier, press and hold the cleansing button (⏻) **3** until the facial brush switches off.
4. Thoroughly rinse your face and the facial brush with water and then wipe them dry with a clean, dry towel (see step 3 in **Fig. B**).
5. Apply your serum or day/night cream on your face.
6. Turn on the facial brush and select the pulsating mode and a speed setting (see instructions in the previous chapters).

7. Massage the face by moving the facial brush over the face in circular movements to stimulate blood circulation and promote the absorption of your skin care product (see step 4 in **Fig. B**).
  - The facial brush automatically switches off after 2 minutes.
  - If you want to end the cleansing session earlier, press and hold the cleansing button (⏻) until the facial brush switches off.
8. Thoroughly clean the facial brush after use (see chapter "Cleaning").

## 7 LED light, Infrared and cooling mode

### WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not use the LED light + Infrared surface and cooling surface for more than 15 minutes per LED session.

#### 7.1 Tips on LED light, Infrared and cooling mode

- Clean the LED light + Infrared surface (5) and the cooling surface (6) before first use as described in the chapter "Cleaning".
- The LED light + Infrared surface is designed to recover your skin's glow and elasticity. You may also select the cooling mode, which helps to reduce puffy eyes for a brighter appearance.
- For skin improvement, you can choose from 5 modes with various benefits:

Mode	Best for
Red LED light + Infrared	Reduces fine lines and wrinkles, stimulates collagen and helps to improve blood circulation
Blue LED light + Infrared	Reduces acne-related redness and imperfections for clearer skin
Yellow LED light + Infrared	Improves skin hydration and soothes dry and sensitive skin
Purple LED light + Infrared	Anti-ageing and reduction of skin imperfections to improve the skin's vitality and radiance

Mode	Best for
Red LED light + Infrared + cooling	Reduces puffy eyes for a brighter appearance

## 7.2 Switching on/off and selecting an LED mode

1. Press the LED button (⏻) **8** once.  
The LED light + Infrared surface **5** is switched on in the **red LED** mode.
2. Press the LED button (⏻) a second time.  
The device is switched to the **blue LED** mode.
3. Press the LED button (⏻) a third time.  
The device is switched to the **yellow LED** mode.
4. Press the LED button (⏻) a fourth time.  
The device is switched to the **purple LED** mode.
5. Press the LED button (⏻) a fifth time.  
The device is switched to the **red LED + cooling mode**.  
In this mode, the LED light + Infrared surface illuminates red and the cooling surface **6** cools down to around 6 °C. The cooling mode indicator light **7** also turns on.
6. Press the LED button (⏻) a sixth time.  
The device is switched off.

**Tip:** You can directly select the red LED + cooling mode without pressing the LED button several times. To do so, press and hold the LED button (⏻) in any LED mode until the red LED + cooling mode is activated.

## 7.3 How to use

1. Thoroughly clean and dry your face. Make sure it is free from any make-up or dirt.
2. Turn on the LED light + Infrared surface **5** and select an LED mode (see instructions in the previous chapter).
3. Move the LED light + Infrared surface over your face in circular movements.
  - Once the LED light + Infrared surface starts, you hear a beep sound every 30 seconds, hinting to you about the time that has passed. The device automatically switches off after 10 minutes (in any LED mode) or 2 minutes (red LED + cooling mode). Note that whenever you change the mode during the LED session, the timer will be reset to zero.

- If you want to end the LED session earlier, press the LED button (⏻) **8** repeatedly until the device switches off.
- 4. After the LED session, apply a serum and/or day/night cream on your face.

## 7.4 Regimen

If you are using the LED light + Infrared surface **5** for the first time, follow the schedule below:

First week	Use once every 3 days, max. 10 minutes at a time
Second week	Use once every 2 days, max. 10 minutes at a time
Third week	Use once every 2 days, max. 10–15 minutes at a time
Fourth week	Use once every day, max. 10–15 minutes at a time

As soon as results show, adjust the frequency to once or twice per week.

## 8 Travel lock

- Press and hold the increase button (+) **2** and decrease button (–) **4** at the same time until you hear 2 beep sounds. The buttons are now locked to prevent accidental activation during travel.
- Repeat the step above to unlock the buttons.

## 9 Cleaning

### **WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- Always unplug the product from the power source before cleaning.

### **NOTICE! RISK OF DAMAGE!**

- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers, and the like.

- Do not use hot water for cleaning.

1. Clean the product with lukewarm water and soap.
2. Thoroughly rinse the product with water after cleaning and wipe it dry with a dry cloth.

## 10 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Store the product so that it is not accessible to children.

## 11 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the product is properly charged.</li> <li>• Make sure the product is not connected to a USB power source. The product does not work while charging.</li> </ul>
The product does not charge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the USB cable <b>10</b> is securely connected to the charging port <b>9</b> and the USB power source.</li> </ul>



## 12 Technical data

Model:	FAC03
Rated input:	5 V === 1 A
Working voltage:	3.7 V
Battery capacity:	1,500 mAh, 5.55 Wh (lithium)
Number of LED lights:	5
Charging time:	2–3 hours
Weight:	197.7 g
IP code:	IPX6
Dimensions (L × W × H):	110.5 × 75 × 44 mm

## 13 Disposal

### 13.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

### 13.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



#### **Old appliances may not be disposed of in the household waste!**

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county**. This ensures that old appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

## **Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!**



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances\* or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

\* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

## **14 Warranty**

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

## **15 Customer service**

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Service number: 0906-2130009

Email: [customercareuk@silkn.eu](mailto:customercareuk@silkn.eu)

## Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Lieferumfang/Geräteteile</b>	<b>21</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>21</b>
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	21
2.2	Symbolerklärung	21
<b>3</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>22</b>
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	22
3.2	Sicherheitshinweise	23
<b>4</b>	<b>Produkt und Lieferumfang prüfen</b>	<b>28</b>
<b>5</b>	<b>Laden</b>	<b>28</b>
<b>6</b>	<b>Gesichtsreinigung</b>	<b>29</b>
6.1	Tipps für die Gesichtsreinigung	29
6.2	Ein-/Ausschalten und Betriebsmodus auswählen	29
6.3	Geschwindigkeitseinstellung auswählen	30
6.4	Zur Verwendung	30
<b>7</b>	<b>LED-Leuchte, Infrarot und Kühlmodus</b>	<b>31</b>
7.1	Tipps zu LED-Leuchte, Infrarot und Kühlmodus	31
7.2	Ein-/Ausschalten und LED-Modus auswählen	32
7.3	Zur Verwendung	32
7.4	Anwendungsplan	33
<b>8</b>	<b>Tastensperre</b>	<b>33</b>
<b>9</b>	<b>Reinigung</b>	<b>34</b>
<b>10</b>	<b>Aufbewahrung</b>	<b>34</b>
<b>11</b>	<b>Fehlersuche</b>	<b>34</b>
<b>12</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>35</b>
<b>13</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>35</b>
13.1	Verpackung entsorgen	35
13.2	Produkt entsorgen	36
<b>14</b>	<b>Garantieinformationen</b>	<b>36</b>
<b>15</b>	<b>Kundenservice</b>	<b>37</b>

# I Lieferumfang/Geräteteile

DE

- |   |                              |    |                               |
|---|------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Gesichtsbürste               | 6  | Kühlfläche                    |
| 2 | Zunahme-Taste (+)            | 7  | Kontrollleuchte für Kühlmodus |
| 3 | Reinigungstaste (⏻)          | 8  | LED-Taste (⏻)                 |
| 4 | Abnahme-Taste (-)            | 9  | Ladeanschluss                 |
| 5 | LED-Leuchte + Infrarotfläche | 10 | USB-Kabel                     |

## 2 Allgemeines

### 2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Bright Lux (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### 2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

#### **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### **HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.



Dieses Symbol kennzeichnet die Bemessungsspannung und den Bemessungsstrom für Gleichstrom.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).

**IPX6**

Das Produkt ist gegen starkes Strahlwasser geschützt.

## 3 Sicherheit

### 3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für die Gesichtsreinigung und Verbesserung des Hautbilds mithilfe von LED-Leuchttechnologie, Infrarot und Kühlung konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### 3.2 Sicherheitshinweise

DE

## **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Schließen Sie das USB-Kabel des Produkts nur an ein geeignetes Netzteil (nach IEC/EN 60335 zertifizierte SELV-Spannungsquelle) an, das wiederum an eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen ist, sodass Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder das USB-Kabel defekt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

- Tauchen Sie das USB-Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es von Wasser fern.
- Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie immer das USB-Kabel, wenn Sie das Produkt nicht laden.
- Fassen Sie das USB-Kabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Halten Sie alle Teile des Produkts von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das USB-Kabel nicht am Kabel aus dem Netzteil, sondern fassen Sie immer den Stecker des Kabels an.
- Knicken Sie das USB-Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Laden Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.





## **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

DE

- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Produkt und vom USB-Kabel fern.
- Das Produkt darf nicht von schwangeren Frauen, Kindern, Menschen mit Epilepsie, Schilddrüsenpatienten, Menschen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen, photoallergischen Menschen oder Menschen verwendet werden, die Medikamente zur Anwendung einer Lichtallergie einnehmen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf den Augenlidern, in den Augenhöhlen, in der Nähe von Bereichen, die von entzündlicher

Akne betroffen sind oder in Bereichen mit Ausschlag oder Wunden.

- Das Produkt darf nicht bei Hautkrankheiten, Wundeiterung, unfallbedingten und postoperativen Wunden eingesetzt werden.
- Fokussieren Sie das Produkt während der Verwendung nicht auf eine Stelle Ihrer Haut.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Produkt verwenden können.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenn Sie unnormale Reaktionen zeigen (z. B. Juckreiz oder unangenehme Entzündungen) oder wenn Ihre Haut unangenehm warm wird, verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten – vermeiden Sie den Kontakt damit. Aus Batterien austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit Batterief Flüssigkeit waschen und spülen Sie die betreffenden Stellen unverzüglich mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.

## HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

DE

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Ton- oder Silikonbasis und keine körnigen Reinigungsmittel oder Peelings mit dem Produkt, da sie die weichen Silikon-Kontaktpunkte des Produkts beschädigen könnten.
- Setzen Sie das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch extremer Hitze aus.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch, um Ansammlungen von öligen Rückständen und Rückstände von Gesichtereinigungsprodukten zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es heruntergefallen oder auf irgendeine Art und Weise beschädigt ist. Lassen Sie das Produkt ggf. von qualifizierten Technikern prüfen und/oder reparieren.

## 4 Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
  3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

## 5 Laden



- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwacher Akkuleistung vollständig auf.
  - Bei schwacher Akkuleistung gibt das Produkt 2 Pieptöne ab und die Reinigungstaste blinkt 10 Mal, bevor das Produkt automatisch ausgeht. Laden Sie das Produkt auf.
  - Während des Ladens kann das Produkt nicht verwendet werden.
  - Wenn das Produkt für längere Zeit aufbewahrt wird, sollte der Batteriestand überprüft und das Produkt regelmäßig aufgeladen werden.
1. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels **10** in den Ladeanschluss **9** des Produkts.
  2. Stecken Sie das größere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss einer geeigneten USB-Stromquelle (z. B. USB-Netzteil).
  3. Stecken Sie das USB-Netzteil zum Laden in eine Steckdose. Der Ladevorgang startet automatisch. Die Reinigungstaste **(⏻)** **3** blinkt während des Ladevorgangs weiß und leuchtet weiterhin, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.


4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Netzteil von der Steckdose und trennen Sie das USB-Kabel vom Ladeanschluss des Produkts.

## 6 Gesichtsreinigung






### **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Verwenden Sie die Gesichtsbürste nicht länger als 2 Minuten pro Reinigungsvorgang und nicht öfter als 2 Mal pro Tag.

#### 6.1 Tipps für die Gesichtsreinigung

- Reinigen Sie die Gesichtsbürste  vor dem ersten Gebrauch wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
- Bevor Sie eine Gesichtspartie zum ersten Mal reinigen, führen Sie an einer Stelle einen Hautverträglichkeitstest durch. Beginnen Sie nur dann mit dem Reinigungsvorgang, wenn keine Nebenwirkungen auftreten.
- Die Gesichtsbürste verfügt über 2 Betriebsmodi: Vibrationsmodus und pulsierender Modus. Im Vibrationsmodus werden gleichmäßige Vibrationen für eine sanfte Tiefenreinigung verwendet. Im pulsierenden Modus werden abwechselnd starke und schwache Vibrationen erzeugt, die einen wohltuenden, massageartigen Effekt erzielen. Zudem gibt es für jeden Modus 7 Geschwindigkeitseinstellungen.

#### 6.2 Ein-/Ausschalten und Betriebsmodus auswählen

1. Drücken Sie einmal die Reinigungstaste (  3).  
Die Gesichtsbürste  ist eingeschaltet und befindet sich im Vibrationsmodus.  
Die Reinigungstaste leuchtet während des Betriebs weiß.
2. Drücken Sie ein zweites Mal die Reinigungstaste ().  
Das Gerät schaltet in den pulsierenden Modus.
3. Drücken Sie ein drittes Mal die Reinigungstaste ().  
Das Gerät wird ausgeschaltet.

### 6.3 Geschwindigkeitseinstellung auswählen

- Im ausgewählten Betriebsmodus (vibrierend oder pulsierend) drücken Sie die Zunahme-Taste (+) **2** oder Abnahme-Taste (-) **4**, um eine Geschwindigkeitseinstellung (1–7) auszuwählen. Die Standardeinstellung ist 4.

### 6.4 Zur Verwendung

1. Befeuchten Sie Ihr Gesicht und die Gesichtsbürste **1** mit lauwarmem Wasser. Tragen Sie Ihr Gesichtereinigungsprodukt auf das Gesicht auf (siehe Schritt 1 in **Abb. B**).
2. Schalten Sie die Gesichtsbürste ein und wählen Sie den Vibrationsmodus und eine Geschwindigkeitseinstellung aus (siehe Anweisungen in den vorherigen Kapiteln).
3. Reinigen Sie Ihr Gesicht, indem Sie mit der Gesichtsbürste in kreisenden Bewegungen über das Gesicht fahren (siehe Schritt 2 in **Abb. B**).
  - Verwenden Sie die dickeren Noppen für Bereiche, in denen eine präzise Reinigung erforderlich ist (z. B. im Bereich der Nase, der Augen und des Kinns). Verwenden Sie die dünneren Noppen für die größeren Bereiche (z. B. Stirn, Wangen und Hals). Wir empfehlen, jeden Bereich nicht länger als 20 Sekunden zu reinigen.
  - Nach dem Starten der Gesichtsbürste hören Sie alle 30 Sekunden einen Piepton, der Sie über die verstrichene Zeit informiert. Das Gerät schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus.  
Beachten Sie, dass der Timer immer auf Null zurückgesetzt wird, wenn Sie während des Reinigungsvorgangs den Betriebsmodus wechseln oder die Geschwindigkeitseinstellung ändern.
  - Wenn Sie den Reinigungsvorgang früher beenden möchten, halten Sie die Reinigungstaste (**U**) **3** gedrückt, bis sich die Gesichtsbürste ausschaltet.
4. Spülen Sie Ihr Gesicht und die Gesichtsbürste gründlich mit Wasser ab und trocknen Sie es bzw. sie mit einem sauberen, trockenen Handtuch ab (siehe Schritt 3 in **Abb. B**).
5. Tragen Sie Ihr Serum oder Ihre Tages-/Nachtcreme auf Ihr Gesicht auf.
6. Schalten Sie die Gesichtsbürste ein und wählen Sie den pulsierenden Modus und eine Geschwindigkeitseinstellung aus (siehe Anweisungen in den vorherigen Kapiteln).

7. Massieren Sie das Gesicht, indem Sie mit der Gesichtsbürste in kreisenden Bewegungen über das Gesicht fahren, um die Blutzirkulation zu stimulieren und das Einziehen des Hautpflegeprodukts zu begünstigen (siehe Schritt 4 in **Abb. B**).
  - Die Gesichtsbürste schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus.
  - Wenn Sie den Reinigungsvorgang früher beenden möchten, halten Sie die Reinigungstaste (⏻) gedrückt, bis sich die Gesichtsbürste ausschaltet.
8. Reinigen Sie nach dem Gebrauch die Gesichtsbürste gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).

## 7 LED-Leuchte, Infrarot und Kühlmodus

### **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Verwenden Sie die LED-Leuchte + Infrarotfläche und die Kühlfläche nicht länger als 15 Minuten pro LED-Vorgang.

#### 7.1 Tipps zu LED-Leuchte, Infrarot und Kühlmodus

- Reinigen Sie die LED-Leuchte + Infrarotfläche (5) und die Kühlfläche (6) vor dem ersten Gebrauch wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
- Die LED-Leuchte + Infrarotfläche ist zum Wiederherstellen des Glanzes und der Elastizität Ihrer Haut konzipiert. Sie können auch den Kühlmodus wählen, der geschwollene Augen reduziert und für ein strahlenderes Aussehen sorgt.
- Zur Verbesserung des Hautbilds können Sie aus 5 Modi mit unterschiedlichen Wirkungen wählen:

Modus	Am besten geeignet für
Rote LED-Leuchte + Infrarot	Reduziert feine Linien und Falten, stimuliert Kollagen und verbessert die Blutzirkulation
Blaue LED-Leuchte + Infrarot	Reduziert aknebedingte Rötungen und Unreinheiten, sorgt für ein klareres Hautbild

Modus	Am besten geeignet für
Gelbe LED-Leuchte + Infrarot	Verbessert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut und beruhigt trockene und empfindliche Haut
Lila LED-Leuchte + Infrarot	Beugt der Hautalterung vor und reduziert Hautunreinheiten, verbessert die Vitalität und Strahlkraft der Haut
Rote LED-Leuchte + Infrarot + Kühlung	Reduziert geschwollene Augen und sorgt für ein strahlenderes Aussehen

## 7.2 Ein-/Aus schalten und LED-Modus auswählen

1. Drücken Sie einmal die LED-Taste (⏻) **8**.  
Die LED-Leuchte + Infrarotfläche **5** wird im **roten LED-Modus** eingeschaltet.
2. Drücken Sie ein zweites Mal die LED-Taste (⏻).  
Das Gerät schaltet in den **blauen LED-Modus**.
3. Drücken Sie ein drittes Mal die LED-Taste (⏻).  
Das Gerät schaltet in den **gelben LED-Modus**.
4. Drücken Sie ein viertes Mal die LED-Taste (⏻).  
Das Gerät schaltet in den **lila LED-Modus**.
5. Drücken Sie ein fünftes Mal die LED-Taste (⏻).  
Das Gerät schaltet in den **roten LED- + Kühlmodus**. In diesem Modus leuchtet die LED-Leuchte + Infrarotfläche rot und die Kühlfläche **6** kühlt auf etwa 6 °C ab. Die Kontrollleuchte für Kühlmodus **7** leuchtet ebenfalls auf.
6. Drücken Sie ein sechstes Mal die LED-Taste (⏻).  
Das Gerät wird ausgeschaltet.

**Tipp:** Sie können den roten LED- + Kühlmodus direkt auswählen, ohne die LED-Taste mehrere Male zu drücken. Halten Sie dazu die LED-Taste (⏻) in einem beliebigen LED-Modus gedrückt, bis der rote LED- + Kühlmodus aktiviert ist.

## 7.3 Zur Verwendung

1. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht gründlich. Stellen Sie sicher, dass es frei von Make-up und Verunreinigungen ist.
2. Schalten Sie die LED-Leuchte + Infrarotfläche **5** ein und wählen Sie einen LED-Modus (siehe Anweisungen in den vorherigen Kapiteln).



3. Fahren Sie mit der LED-Leuchte + Infrarotfläche in kreisenden Bewegungen über Ihr Gesicht.
  - Nach dem Starten der LED-Leuchte + Infrarotfläche hören Sie alle 30 Sekunden einen Piepton, der Sie über die verstrichene Zeit informiert. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten (in einem beliebigen LED-Modus) oder 2 Minuten (roter LED- + Kühlmodus) automatisch aus. Beachten Sie, dass der Timer immer auf Null zurückgesetzt wird, wenn Sie während des LED-Vorgangs den Modus wechseln.
  - Wenn Sie den LED-Vorgang früher beenden möchten, drücken Sie wiederholt die LED-Taste (⏻) **8**, bis sich das Gerät ausschaltet.
4. Tragen Sie nach dem LED-Vorgang ein Serum und/oder eine Tages-/Nachtcreme auf Ihr Gesicht auf.

## 7.4 Anwendungsplan

Wenn Sie zum ersten Mal die LED-Leuchte + Infrarotfläche **5** verwenden, befolgen Sie den Anwendungsplan unten:

Erste Woche	Einmal alle 3 Tage für jeweils max. 10 Minuten verwenden
Zweite Woche	Einmal alle 2 Tage für jeweils max. 10 Minuten verwenden
Dritte Woche	Einmal alle 2 Tage für jeweils max. 10–15 Minuten verwenden
Vierte Woche	Jeden Tag für jeweils max. 10–15 Minuten verwenden

Sobald sich Ergebnisse zeigen, passen Sie die Häufigkeit auf ein oder zwei Mal pro Woche an.

## 8 Tastensperre

- Halten Sie die Zunahme-Taste (+) **2** und Abnahme-Taste (–) **4** gleichzeitig gedrückt, bis Sie 2 Pieptöne hören. Die Tasten sind nun gesperrt, um eine versehentliche Aktivierung während des Transports zu verhindern.
- Wiederholen Sie den obigen Schritt, um die Tasten zu entsperren.

## 9 Reinigung

### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

DE

- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer von der Stromquelle.

### **HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metallborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
- Verwenden Sie zum Reinigen kein heißes Wasser.
  1. Reinigen Sie das Produkt mit lauwarmem Wasser und Seife.
  2. Spülen Sie das Produkt nach der Reinigung gründlich mit Wasser ab und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch trocken.

## 10 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.

## 11 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß geladen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit einer USB-Stromquelle verbunden ist. Das Produkt funktioniert während des Ladens nicht.</li> </ul>
Das Produkt lässt sich nicht laden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel <b>10</b> korrekt zwischen dem Ladeanschluss <b>9</b> und der USB-Stromquelle angeschlossen ist.</li> </ul>

## 12 Technische Daten

Modell:	FAC03
Nennaufnahmeleistung:	5 V === 1 A
Betriebsspannung:	3,7 V
Akkukapazität:	1 500 mAh, 5,55 Wh (Lithium)
Akkutyp:	1 × 1 500 mAh, Lithium (wiederaufladbar)
Anzahl LED-Leuchten:	5
Ladedauer:	2–3 Stunden
Gewicht:	197,7 g
Schutzart:	IPX6
Abmessungen (L × B × T):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Entsorgung

### 13.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### 13.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)  
WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE 17485055



**Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder neu jetzt auch im**

**Handel abzugeben.** Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

**Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, sämtliche Batterien und Akkus – ganz gleich, ob sie gefährliche Stoffe\* enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtbezirks oder bei einem Händler abzugeben, sodass sie umweltfreundlich

entsorgt werden können.

Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle, und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

## 14 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

## 15 Kundenservice

DE

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: [kundenservicede@silkn.eu](mailto:kundenservicede@silkn.eu)

## Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Contenu de la livraison/pièces de l'appareil</b>	<b>40</b>
<b>2</b>	<b>Généralités</b>	<b>40</b>
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	40
2.2	Explication des symboles	40
<b>3</b>	<b>Sécurité</b>	<b>41</b>
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	41
3.2	Consignes de sécurité	42
<b>4</b>	<b>Vérifier le produit et le contenu de la livraison</b>	<b>46</b>
<b>5</b>	<b>Charger</b>	<b>47</b>
<b>6</b>	<b>Nettoyage du visage</b>	<b>47</b>
6.1	Conseils pour le nettoyage du visage	48
6.2	Mise en marche/arrêt et sélection du mode	48
6.3	Choisir la vitesse	48
6.4	Vers l'utilisation	48
<b>7</b>	<b>Lumière LED, surface infrarouge et mode refroidissement</b>	<b>49</b>
7.1	Conseils concernant la lumière LED, la surface infrarouge et le mode refroidissement	50
7.2	Mise en marche/arrêt et sélection du mode LED	50
7.3	Vers l'utilisation	51
7.4	Plan d'application	51
<b>8</b>	<b>Verrouillage des touches</b>	<b>52</b>
<b>9</b>	<b>Nettoyage</b>	<b>52</b>
<b>10</b>	<b>Rangement</b>	<b>53</b>
<b>11</b>	<b>Recherche d'erreurs</b>	<b>53</b>
<b>12</b>	<b>Données techniques</b>	<b>54</b>
<b>13</b>	<b>Élimination</b>	<b>54</b>
13.1	Éliminer l'emballage	54
13.2	Éliminer le produit	54
<b>14</b>	<b>Garantie</b>	<b>55</b>
<b>15</b>	<b>Service à la clientèle</b>	<b>55</b>

# I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Brosse pour le visage            | 6 Surface de refroidissement          |
| 2 Touche augmentation (+)          | 7 Voyant pour le mode refroidissement |
| 3 Touche de nettoyage (⏻)          | 8 Touche LED (⏻)                      |
| 4 Touche diminution (-)            | 9 Prise de chargement                 |
| 5 Lumière LED + surface infrarouge | 10 Câble USB                          |

## 2 Généralités

### 2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de ce Bright Lux (appelé « produit » ci-après). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Veuillez lire d'abord le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

### 2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

#### AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

#### AVIS !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.





Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.

FR



Veuillez lire le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les directives applicables du Royaume-Uni.



Ce symbole indique la tension nominale et le courant nominal pour le courant continu.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le foyer (dans des espaces intérieurs secs).

**IPX6**

Le produit est protégé contre les jets d'eau puissants.

## 3 Sécurité

### 3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est conçu exclusivement pour le nettoyage du visage et l'amélioration de la texture de la peau à l'aide d'une technologie lumineuse LED, infrarouge et de refroidissement. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle.

Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

### 3.2 Consignes de sécurité

## **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !**

FR

- Utilisez le produit uniquement avec le câble USB fourni.
- Ne raccordez le câble USB du produit qu'à un bloc d'alimentation adapté (source de tension SELV conforme à la norme IEC/EN 60335). Celui-ci doit être raccordé à une prise électrique facilement accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de dysfonctionnement.
- Ne mettez pas le produit en service s'il est endommagé ou si le câble USB est défectueux.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables

pour la protection contre des sources de risque.

FR

- Ne plongez pas le câble USB dans l'eau ou d'autres liquides. Tenez-le éloigné de l'eau.
- Avant le chargement, vérifiez que le raccordement de recharge est sec.
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le câble USB de la prise électrique lorsque vous ne chargez pas le produit.
- Ne saisissez jamais le câble USB avec les mains mouillées ou humides.
- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.
- Tenez éloignées toutes les pièces du produit de flammes nues et de surfaces chaudes.
- Placez le câble USB de façon à ce qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne retirez jamais le câble USB du bloc d'alimentation en tirant sur le câble, mais saisissez toujours la fiche réseau du câble.
- Ne pliez pas le câble USB et ne le posez pas sur des bords coupants.
- Chargez le produit uniquement à des températures comprises entre 0 et 40 °C.
- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.

## **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !**

FR

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes ayant un manque d'expérience et de connaissances si elles sont supervisées ou formées à l'utilisation en toute sécurité du produit et si elles comprennent les dangers associés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Tenez les enfants de moins de 8 ans éloignés du produit et du câble USB.
- Le produit ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, les enfants, les personnes épileptiques, les patients atteints de troubles de la thyroïde, les personnes prenant des médicaments pour la thyroïde, les personnes photo-allergiques ou utilisant des médicaments contre les allergies à la lumière.
- N'utilisez pas le produit sur la paupière, à l'intérieur des yeux, autour de zones comportant de l'acné inflammatoire ou dans des zones comportant des éruptions cutanées ou des plaies.

- N'utilisez pas le produit si vous souffrez de maladies de la peau, de plaies suppurantes ou dues à un accident ou à une opération.
- Pendant l'utilisation, ne focalisez pas le produit sur une zone de votre peau.
- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le produit, demandez conseil à votre médecin.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une gêne, développez toute réaction anormale (comme des démangeaisons ou une inflammation inconfortable) ou si votre peau devient chaude au point de vous gêner.
- Si le produit n'est pas utilisé correctement, du liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact avec celui-ci. Le liquide s'écoulant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux ou les muqueuses, lavez et rincez immédiatement les endroits concernés à l'eau propre. Consultez un médecin si nécessaire.
- Les batteries ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées dans le feu.

## **AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !**

- N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'argile ou de silicone, de nettoyeurs qui

contiennent des grains ou de gommages faciaux avec le produit, car ils pourraient endommager les points de contact en silicone souple du produit.

- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil ni à des températures extrêmes.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation pour empêcher l'accumulation de résidus huileux et de résidus de produits nettoyants pour le visage.
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine correspondantes.
- N'utilisez pas le produit s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Si nécessaire, faites vérifier et/ou réparer le produit par des techniciens qualifiés.

#### **4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison**


##### **AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !**

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.

1. Retirez le produit de l'emballage.
2. Assurez-vous que la livraison est complète (voir **fig. A**).
3. Contrôlez que le produit ou les différentes pièces ne présentent pas de dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

## 5 Charger



- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et lorsque la batterie est faible.
  - Lorsque la batterie est faible, le produit émet 2 bips sonores et la touche de nettoyage clignote 10 fois avant que le produit s'éteigne. Chargez le produit.
  - Le produit ne peut pas être utilisé pendant qu'il charge.
  - Lorsque le produit doit être entreposé pendant une durée prolongée, il convient de vérifier le niveau de charge de la batterie et de recharger régulièrement le produit.
1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB **10** sur la prise de chargement **9** du produit.
  2. Insérez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB d'une source d'alimentation USB appropriée (p.ex. bloc d'alimentation USB).
  3. Branchez le bloc d'alimentation USB dans une prise de chargement pour recharger le produit.  
Le processus de charge démarre automatiquement. La touche de nettoyage ( **3**) clignote en blanc durant le processus de recharge et reste allumée lorsque le processus de charge est terminé.
  4. Lorsque le chargement est terminé, débranchez le bloc d'alimentation USB du port de chargement du produit.

## 6 Nettoyage du visage



### AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- N'utilisez pas la brosse pour le visage plus longtemps que 2 minutes par nettoyage et pas plus que 2 fois par jour.

## 6.1 Conseils pour le nettoyage du visage

- Nettoyez la brosse pour le visage **1** avant la première utilisation comme indiqué au chapitre « Nettoyage ».
- Avant de nettoyer pour la première fois une zone du visage, testez la tolérance cutanée sur une zone. Ne commencez le nettoyage que s'il n'y a pas d'effets secondaires.
- La brosse pour le visage dispose de 2 modes de fonctionnement : Mode vibration et mode pulsé. En mode vibration, des vibrations régulières sont générées pour un nettoyage en profondeur et en douceur. En mode pulsé, des vibrations fortes et faibles sont générées en alternance, produisant un effet de massage bienfaisant. De plus, il y a 7 vitesses possibles pour chaque mode.

## 6.2 Mise en marche/arrêt et sélection du mode

1. Appuyez une fois sur la touche de nettoyage (**⏻**) **3**.  
La brosse pour le visage **1** est maintenant en marche et en mode vibration.  
La touche de nettoyage s'allume en blanc pendant l'utilisation.
2. Appuyez une deuxième fois sur la touche de nettoyage (**⏻**).  
L'appareil passe en mode pulsé.
3. Appuyez une troisième fois sur la touche de nettoyage (**⏻**).  
L'appareil s'éteint.

## 6.3 Choisir la vitesse

- Dans le mode de fonctionnement sélectionné (vibration ou pulsé), appuyez sur la touche augmentation (+) **2** ou la touche diminution (-) **4**, afin de sélectionner un réglage de la vitesse (1-7). Le réglage par défaut est de 4.

## 6.4 Vers l'utilisation

1. Humidifiez votre visage et la brosse pour le visage **1** avec de l'eau tiède. Appliquez votre produit nettoyant sur le visage (voir étape 1 de la **fig. B**).
2. Mettez la brosse en marche, sélectionnez le mode vibration et choisissez la vitesse (voir instructions dans les chapitres précédents).
3. Nettoyez votre visage. Pour ce faire, passez la brosse pour le visage par mouvements circulaires sur le visage (voir étape 2 de la **fig. B**).
- Utilisez les gros picots pour les zones où un nettoyage précis est nécessaire (comme le nez, les yeux et le menton). Utilisez les petits picots pour les grandes zones (par exemple le front,



les joues et le cou). Nous conseillons de ne pas nettoyer chaque zone plus de 20 secondes.

- Après le démarrage de la brosse pour le visage, vous entendrez un bip toutes les 30 secondes vous informant du temps écoulé. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes. Notez que la minuterie est toujours remise à zéro si vous modifiez le mode de fonctionnement ou le réglage de la vitesse pendant le processus de nettoyage.
  - Si vous souhaitez terminer le processus de nettoyage plus tôt, appuyez sur la touche de nettoyage (⏻) **3** jusqu'à ce que la brosse pour le visage s'éteigne.
4. Rincez soigneusement votre visage et votre brosse avec de l'eau et séchez-les avec une serviette propre et sèche (voir l'étape 3 de la **fig. B**).
  5. Appliquez votre sérum ou votre crème de jour/nuit sur le visage.
  6. Mettez la brosse en marche, sélectionnez le mode pulsé et choisissez la vitesse (voir instructions dans les chapitres précédents).
  7. Massez le visage en déplaçant la brosse sur le visage en mouvements circulaires pour stimuler la circulation sanguine et favoriser l'absorption du produit de soin (voir étape 4 de la **fig. B**).
  - La brosse pour le visage s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.
  - Si vous souhaitez terminer le processus de nettoyage plus tôt, appuyez sur la touche de nettoyage (⏻) jusqu'à ce que la brosse pour le visage s'éteigne.
  8. Après utilisation, nettoyez soigneusement la brosse pour le visage (voir chapitre « Nettoyage »).

## 7 Lumière LED, surface infrarouge et mode refroidissement

### AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- N'utilisez pas la lumière LED + la surface infrarouge et la surface de refroidissement pendant plus de 15 minutes par processus LED.

## 7.1 Conseils concernant la lumière LED, la surface infrarouge et le mode refroidissement

- Nettoyez la lumière LED + la surface infrarouge (5) et la surface de refroidissement (6) avant la première utilisation comme indiqué au chapitre « Nettoyage ».
- La lumière LED + la surface infrarouge sont exclusivement conçues pour restaurer l'éclat et l'élasticité de votre peau. Vous pouvez aussi sélectionner le mode refroidissement qui réduit les gonflements des yeux et permet une apparence plus rayonnante.
- Pour améliorer la texture de la peau, vous pouvez choisir 5 modes avec des effets variables :

Mode	Convient idéalement pour
Lumière LED rouge + surface infrarouge	Réduit les lignes et rides fines, stimule le collagène et améliore la circulation sanguine
Lumière LED bleue + surface infrarouge	Réduit les rougeurs et les impuretés dues à l'acné, donne à la peau un aspect plus clair
Lumière LED jaune + surface infrarouge	Améliore l'hydratation de la peau et apaise les peaux sèches et sensibles
Lumière LED violette + surface infrarouge	Prévient le vieillissement de la peau et réduit les impuretés cutanées, améliore la vitalité et l'éclat de la peau
Lumière LED rouge + surface infrarouge + refroidissement	Réduit le gonflement des yeux et permet une apparence plus rayonnante

## 7.2 Mise en marche/arrêt et sélection du mode LED

1. Appuyez une fois sur la touche LED (⏻) (8).  
La lumière LED + surface infrarouge (5) sont allumés en **mode LED rouge**.
2. Appuyez une deuxième fois sur la touche LED (⏻).  
L'appareil passe en **mode LED bleu**.
3. Appuyez une troisième fois sur la touche LED (⏻).  
L'appareil passe en **mode LED jaune**.

4. Appuyez une quatrième fois sur la touche LED (⏻).  
L'appareil passe en **mode LED violet**.
5. Appuyez une cinquième fois sur la touche LED (⏻).  
L'appareil passe en **mode LED rouge + mode refroidissement**. Dans ce mode, la lumière LED + la surface infrarouge s'allument en rouge et la surface de refroidissement **6** baisse à environ 6 °C. Le voyant pour le mode refroidissement **7** s'allume également.
6. Appuyez une sixième fois sur la touche LED (⏻).  
L'appareil s'éteint.

**Conseil :** Vous pouvez sélectionner directement le mode LED + mode refroidissement sans appuyer plusieurs fois sur la touche LED. Pour cela, dans un mode LED au choix, appuyez sur la touche LED (⏻) jusqu'à ce que le mode LED + mode refroidissement soit activé.

### 7.3 Vers l'utilisation

1. Nettoyez soigneusement votre visage et séchez-le bien.  
Assurez-vous qu'il est débarrassé de tout maquillage et de toute saleté.
2. Allumez la lumière LED + surface infrarouge **5** et sélectionnez un mode LED (voir instructions dans les chapitres précédents).
3. Passez la lumière LED + surface infrarouge sur votre visage en effectuant des cercles.
  - Après le démarrage de la lumière LED + surface infrarouge, vous entendrez un bip toutes les 30 secondes vous informant du temps écoulé. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes (dans un mode LED choisi) ou 2 minutes (LED-rouge + mode refroidissement). Notez que la minuterie est toujours remise à zéro si vous modifiez le mode de fonctionnement pendant le processus LED.
  - Si vous souhaitez terminer le processus LED plus tôt, appuyez plusieurs fois sur la touche LED (⏻) **8**, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
4. Appliquez votre sérum ou votre crème de jour/nuit sur le visage après le processus LED.

### 7.4 Plan d'application

Lorsque vous utilisez pour la première fois la lumière LED + surface infrarouge **5**, suivez le plan d'application ci-dessous :

Première semaine	Utiliser une fois tous les 3 jours pendant max. 10 minutes
Deuxième semaine	Utiliser une fois tous les 2 jours pendant max. 10 minutes
Troisième semaine	Utiliser une fois tous les 2 jours pendant max. 10–15 minutes
Quatrième semaine	Utiliser tous les jours pendant max. 10–15 minutes

Dès les premiers résultats, utilisez le produit une ou deux fois par semaine.

## 8 Verrouillage des touches

- Gardez simultanément la touche augmentation (+) **2** et la touche diminution (–) **4** appuyées jusqu'à entendre 2 bips. Les touches sont désormais verrouillées afin d'éviter une activation indésirable pendant le transport.
- Répétez l'étape ci-dessus afin de déverrouiller les touches.

## 9 Nettoyage

### AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Toujours déconnecter le produit de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage.

### AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.

- N'utilisez pas d'eau chaude pour le nettoyage.

FR

1. Nettoyez le produit avec de l'eau tiède et du savon.
2. Après le nettoyage, rincez abondamment le produit à l'eau et séchez-le avec un tissu sec.

## 10 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.

## 11 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le produit est correctement chargé.</li> <li>• Assurez-vous que le produit n'est pas branché à une source d'alimentation USB. Le produit ne fonctionne pas pendant le chargement.</li> </ul>
Le produit ne peut pas être chargé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le câble USB <b>10</b> est bien raccordé entre la prise de chargement <b>9</b> et la source d'alimentation USB.</li> </ul>

## 12 Données techniques

Modèle :	FAC03
Puissance absorbée :	5 V $\overline{=}$ 1 A
Tension de service :	3,7 V
Capacité de la batterie :	1 500 mAh, 5,55 Wh (lithium)
Nombre de témoins LED :	5
Durée de chargement :	2–3 heures
Poids :	197,7 g
Type de protection :	IPX6
Dimensions (L × l × h) :	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Élimination

### 13.1 Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

### 13.2 Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



**Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !**

Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.** Ceci

garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

## Ne pas jeter les piles et les batteries usagées avec les déchets ménagers !

FR



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et batteries (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses\*) à un point de collecte municipal ou à un revendeur afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

Apportez le produit complet (y compris la batterie) à votre point de collecte et assurez-vous que la batterie est déchargée !

\* repéré par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

## 14 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

## 15 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

### France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : [serviceconsommateurfr@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu)

### Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : [serviceconsommateurbe@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu)

## Juridische kennisgeving

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silk'n Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



# Inhoud

<b>1</b>	<b>Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat</b>	<b>58</b>
<b>2</b>	<b>Algemeen</b>	<b>58</b>
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	58
2.2	Verklaring van symbolen	58
<b>3</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>59</b>
3.1	Reglementair gebruik	59
3.2	Veiligheidsinstructies	60
<b>4</b>	<b>Product en verpakkingsinhoud controleren</b>	<b>64</b>
<b>5</b>	<b>Laden</b>	<b>65</b>
<b>6</b>	<b>Gezichtsreiniging</b>	<b>65</b>
6.1	Tips voor de gezichtsreiniging	65
6.2	In-/uitschakelen en gebruiksmodus selecteren	66
6.3	Snelheid selecteren	66
6.4	Gebruik	66
<b>7</b>	<b>Led licht, infrarood en koelmodus</b>	<b>67</b>
7.1	Tips over led licht, infrarood en koelmodus	67
7.2	In-/uitschakelen en led-modus selecteren	68
7.3	Gebruik	69
7.4	Gebruiksplan	69
<b>8</b>	<b>Toetsenblokkering</b>	<b>69</b>
<b>9</b>	<b>Reiniging</b>	<b>70</b>
<b>10</b>	<b>Bewaring</b>	<b>70</b>
<b>11</b>	<b>Fouten opsporen</b>	<b>70</b>
<b>12</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>71</b>
<b>13</b>	<b>Afvoer</b>	<b>71</b>
13.1	Verpakking afvoeren	71
13.2	Product afvoeren	72
<b>14</b>	<b>Garantie</b>	<b>72</b>
<b>15</b>	<b>Klantenservice</b>	<b>73</b>

# I Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Gezichtsborstel           | 6 Koelvlak                    |
| 2 Verhogen-toets (+)        | 7 Controlelamp voor koelmodus |
| 3 Reinigingstoets (⏻)       | 8 Led-toets (⏻)               |
| 4 Verlagen-toets (-)        | 9 Laadaansluiting             |
| 5 Led licht + infraroodvlak | 10 USB-kabel                  |

## 2 Algemeen

### 2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze Bright Lux (hierna "product" genoemd). Deze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

### 2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

#### WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

#### LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.

NL



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke voorschriften uit het Verenigd Koninkrijk.



Dit symbool duidt de nominale spanning en de ingangsstroom voor gelijkstroom aan.



Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).

**IPX6**

Het product is beschermd tegen sterke waterstralen.

## 3 Veiligheid

### 3.1 Reglementair gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor gezichtsreiniging en verbetering van het huidbeeld met behulp van led-lichttechnologie, infrarood en koeling. Het is alleen bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.

Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

### 3.2 Veiligheidsinstructies

## **WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!**

- Gebruik het product alleen met de meegeleverde USB-kabel.
- Sluit de USB-kabel van het product alleen aan op een geschikte adapter (conform IEC/EN 60335 gecertificeerde SELV-stroomvoorziening), die op zijn beurt is aangesloten op een eenvoudig toegankelijk stopcontact zodat u hem bij storing snel van het stroomnet kunt loskoppelen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is of als de USB-kabel defect is.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke gegevens van het apparaat. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.

- Dompel de USB-kabel niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het uit de buurt van water.
- Zorg er voor het opladen voor dat de laadaansluiting droog is.
- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt, als u het reinigt of bij storingen. Koppel de USB-kabel altijd los wanneer u het product niet oplaadt.
- Raak de USB-kabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd alle delen van het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Plaats de USB-kabel zodanig dat men er niet over kan struikelen.
- Trek de USB-kabel niet aan de kabel uit de adapter, maar houd altijd de stekker van de kabel vast.
- Knik de USB-kabel niet en leg deze niet over scherpe randen.
- Laad het product op bij een temperatuur tussen 0 en 40 °C.
- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.



## **WAARSCHUWING!** **VERWONDINGSGEVAAR!**

- Het product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen

met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het product en de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

- Houd kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het product en de USB-kabel.
- Het product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, kinderen, mensen met epilepsie, schildklierpatiënten, mensen die schildkliermedicijnen gebruiken, mensen die fotoallergisch zijn of mensen die medicijnen gebruiken om een lichtallergie te behandelen.
- Gebruik het apparaat niet op de oogleden, in de oogkas, rond plaatsen met ontstoken acne of op plaatsen met uitslag of wonden.
- Het product mag niet worden gebruikt bij huidaandoeningen, wondzweer, door een ongeval veroorzaakte- en postoperatieve wonden.
- Richt het product tijdens het gebruik niet op één plek van uw huid.

- Raadpleeg een arts als u niet zeker weet of u het product kunt gebruiken.
- Als u zich onwel voelt, als u abnormale reacties vertoont (bijv. jeuk of een onaangename ontsteking) of als uw huid onaangenaam warm wordt, stop dan direct met het gebruik van het product.
- Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu komen - vermijd contact hiermee. Vloeistof uit accu's kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
- Bij contact van huid, oog of slijmvlies met accuvloeistof moet u de betreffende plekken direct met schoon water wassen en spoelen. Raadpleeg eventueel een arts.
- Accu's mogen niet uit elkaar gehaald, kortgesloten of in vuur gegooid worden.

## **LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!**

- Gebruik geen reinigingsmiddel op klei- of siliconenbasis en geen reinigingsmiddel of peeling met korreltjes met het product, aangezien deze de zachte silicone contactpunten van het product kunnen beschadigen.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en/of extreme hitte.

- Reinig het product na ieder gebruik om ophopingen van vette resten en restjes gezichtsreinigingsproducten te vermijden.
- Gebruik het product niet langer als de kunststof onderdelen gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend door passende originele reserveonderdelen.
- Neem het product niet in gebruik als het gevallen is of op enige wijze beschadigd is. Laat het product indien nodig door gekwalificeerde technici controleren en/of repareren.

#### **4 Product en verpakking inhoud controleren**

### **LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!**

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.
  1. Neem het product uit de verpakking.
  2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
  3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.



## 5 Laden



- Laad het product volledig op voorafgaand aan het eerste gebruik en als de accu bijna leeg is.
- Als de accu bijna leeg is, geeft het product 2 pieptonen af en knippert de reinigingsknop 10 keer, voordat het product automatisch wordt uitgeschakeld. Laad het product op.
- Het product kan niet worden gebruikt tijdens het laden.
- Als u het product langere tijd bewaart, moet regelmatig het accuniveau worden gecontroleerd en het product worden opgeladen.

1. Steek het kleinere uiteinde van de USB-kabel **10** in de laadaansluiting **9** van het product.
2. Steek het grotere uiteinde van de USB-kabel in de USB-aansluiting van een geschikte USB-stroomvoorziening (bijv. USB-voedingsadapter).
3. Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact om op te laden.

Het opladen wordt automatisch gestart. De reinigingstoets (**U**) **3** knippert wit tijdens het opladen en blijft branden als het opladen voltooid is.

4. Haal de USB-voedingsadapter uit het stopcontact en verwijder de USB-kabel uit de laadaansluiting van het product als het opladen is voltooid.

## 6 Gezichtsreiniging



### **WAARSCHUWING!** **VERWONDINGSGEVAAR!**

- Gebruik de gezichtsborstel niet langer dan 2 minuten per reiniging en niet vaker van 2 keer per dag.

### **6.1 Tips voor de gezichtsreiniging**

- Reinig de gezichtsborstel **1** voorafgaand aan het eerste gebruik zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".
- Voer een huidverdraagzaamheidstest uit op een plek voordat

u een gezichtszone voor het eerst reinigt. Begin alleen met de reiniging wanneer er geen bijwerkingen optreden.

- De gezichtsborstel beschikt over 2 gebruiksmodi: de vibratiemodus en de pulserende modus. In de vibratiemodus worden gelijkmatige vibraties gebruikt voor een zachte en diepe reiniging. In de pulserende stand zorgen afwisselend sterke en zwakke vibraties voor een ontspannen massage-effect. Daarnaast zijn er voor elke modus 7 snelheidsinstellingen.

## 6.2 In-/uitschakelen en gebruiksmodus selecteren

1. Druk eenmaal op de reinigingstoets (⏻) **3**.  
De gezichtsborstel **1** is ingeschakeld en staat in vibratiemodus. De reinigingstoets brandt wit tijdens het gebruik.
2. Druk een tweede keer op de reinigingstoets (⏻).  
Het apparaat schakelt over op de pulserende modus.
3. Druk een derde keer op de reinigingstoets (⏻).  
Het apparaat wordt uitgeschakeld.

## 6.3 Snelheid selecteren

- In de geselecteerde gebruiksmodus (vibrerend of pulserend) drukt u op de verhogen-toets (+) **2** of verlagen-toets (-) **4** om een snelheidsinstelling (1–7) te selecteren. De standaardinstelling is 4.

## 6.4 Gebruik

1. Bevochtig uw gezicht en de gezichtsborstel **1** met lauw water. Breng uw gezichtsreinigingsproduct aan op het gezicht (zie stap 1 in **afb. B**).
  2. Schakel de gezichtsborstel in en selecteer de vibratiemodus en de snelheidsinstelling (zie de aanwijzingen in de vorige hoofdstukken).
  3. Reinig uw gezicht met de gezichtsborstel door deze in cirkelvormige bewegingen over het gezicht te bewegen (zie stap 2 in **afb. B**).
- Gebruik de dikkere aanraakpunten voor huidzones waar een nauwkeurige reiniging noodzakelijk is (bijv. rondom de neus, ogen en kin). Gebruik de dünnere aanraakpunten voor de grotere huidzones (bijv. voorhoofd, wangen en hals). We raden aan om elke zone niet langer dan 20 seconden te reinigen.
  - Na het inschakelen van de gezichtsborstel hoort u elke 30 seconden een pieptoon als indicatie van de verstreken tijd. Na 2 minuten schakelt het apparaat automatisch uit.

Houd er rekening mee dat de timer weer bij nul begint wanneer u tijdens de reiniging van gebruiksmodus wisselt of de snelheidsinstelling aanpast.

- Als u de reiniging eerder wilt beëindigen, houdt u de reinigingsstoets (⏻) 3 ingedrukt tot de gezichtsborstel wordt uitgeschakeld.
- 4. Spoel uw gezicht en de gezichtsborstel grondig met water af en droog af met een schone, droge handdoek (zie stap 3 in **afb. B**).
- 5. Breng uw serum of dag-/nachtcrème op het gezicht aan.
- 6. Schakel de gezichtsborstel in en selecteer de pulserende modus en de snelheidsinstelling (zie de aanwijzingen in de vorige hoofdstukken).
- 7. Masseer uw gezicht door met de gezichtsborstel met ronddraaiende bewegingen over het gezicht te bewegen om de bloedcirculatie te stimuleren en de opname van het huidverzorgingsproduct te verbeteren (zie stap 4 in **afb. B**).
- Na 2 minuten schakelt de gezichtsborstel automatisch uit.
- Als u de reiniging eerder wilt beëindigen, houdt u de reinigingsstoets (⏻) ingedrukt tot de gezichtsborstel wordt uitgeschakeld.
- 8. Reinig de gezichtsborstel grondig na het gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging").

## 7 Led licht, infrarood en koelmodus

### WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Gebruik het led licht + infraroodvlak en het koelvlak niet langer dan 15 minuten per led-sessie.

#### 7.1 Tips over led licht, infrarood en koelmodus

- Reinig het led licht + infraroodvlak 5 en het koelvlak 6 voorafgaand aan het eerste gebruik zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".
- Het led licht + infraroodvlak is uitsluitend bedoeld voor het herstellen van de glans en elasticiteit van uw huid. U kunt ook de koelmodus kiezen, die gezwollen ogen reduceert en voor een stralender uiterlijk zorgt.

- Voor de verbetering van het huidbeeld kunt u uit 5 modi met verschillende werking kiezen:

Modus	Het beste geschikt voor
Rood led licht + infrarood	Vermindert fijne lijntjes en rimpels, stimuleert collageen en verbetert de bloedsomloop
Blauw led licht + infrarood	Vermindert door acne veroorzaakte roodheid en onzuiverheden, zorgt voor een mooiere teint
Geel led licht + infrarood	Verbetert de vochtbalans van de huid en kalmeert de droge en gevoelige huid
Paars led licht + infrarood	Voorkomt huidveroudering en vermindert huidonzuiverheden, verbetert de vitaliteit en glans van de huid
Rood led licht + infrarood + koeling	Reduceert opgezwollen ogen en zorgt voor een stralender uiterlijk

## 7.2 In-/uitschakelen en led-modus selecteren

1. Druk eenmaal op de led-toets (⏻) 8.  
Het led licht + infraroodvlak 5 wordt in de **rode led-modus** ingeschakeld.
2. Druk een tweede keer op de led-toets (⏻).  
Het apparaat schakelt naar de **blauwe led-modus**.
3. Druk een derde keer op de led-toets (⏻).  
Het apparaat schakelt naar de **gele led-modus**.
4. Druk een vierde keer op de led-toets (⏻).  
Het apparaat schakelt over op de **paarse led-modus**.
5. Druk een vijfde keer op de led-toets (⏻).  
Het apparaat schakelt over op de **rode led- + koelmodus**.  
In deze modus brandt het led licht + infraroodvlak rood en koelt het koelvlak 6 tot ongeveer 6 °C. De controlelamp voor koelmodus 7 gaat ook branden.
6. Druk een zesde keer op de led-toets (⏻).  
Het apparaat wordt uitgeschakeld.

**Tip:** U kunt de rode led- + koelmodus direct selecteren zonder meerdere keren op de led-toets te drukken. Houd hiervoor de led-toets (⏻) in een willekeurige led-modus ingedrukt tot de rode led- + koelmodus geactiveerd is.

### 7.3 Gebruik

1. Reinig en droog uw gezicht grondig. Zorg ervoor dat het vrij van make-up en verontreinigingen is.
2. Schakel het led licht + infraroodvlak **5** in en selecteer een led-modus (zie de aanwijzingen in de vorige hoofdstukken).
3. Beweeg met het led licht + infraroodvlak in cirkelvormige bewegingen over uw gezicht.
  - Na het inschakelen van het led licht + infraroodvlak hoort u elke 30 seconden een pieptoon als indicatie van de verstreken tijd. Het apparaat schakelt na 10 minuten (ongeacht in welke led-modus) of 2 minuten (rode led- + koelmodus) automatisch uit. Houd er rekening mee dat de timer altijd wordt teruggezet als u tijdens de led-sessie van modus wisselt.
  - Als u de led-sessie eerder wilt beëindigen, drukt u meerdere keren op de led-toets (⏻) **8** tot het apparaat wordt uitgeschakeld.
4. Breng na de led-sessie een serum en/of een dag-/nachtcrème op uw gezicht aan.

### 7.4 Gebruiksplan

Als u de eerste keer het led licht + infraroodvlak **5** gebruikt, volg dan het onderstaande gebruiksplan:

Eerste week	Een keer per 3 dagen gebruiken, max. 10 minuten per keer
Tweede week	Een keer per 2 dagen gebruiken, max. 10 minuten per keer
Derde week	Een keer per 2 dagen gebruiken, max. 10–15 minuten per keer
Vierde week	Elke dag gebruiken, max. 10–15 minuten per keer

Zodra er resultaten te zien zijn, past u de frequentie aan naar een of twee keer per week.

## 8 Toetsenblokkering

- Houd de verhogen-toets (+) **2** en verlagen-toets (–) **4** tegelijkertijd ingedrukt tot u 2 pieptonen hoort. De toetsen zijn nu geblokkeerd om ongewenste activering tijdens het transport te voorkomen.
- Herhaal de bovenstaande actie om de toetsen te deblokkeren.

## 9 Reiniging



### **WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!**

- Koppel het product altijd los van de stroomvoorziening alvorens het te reinigen.

NL

### **LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!**

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen borstelharen en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.
- Gebruik geen heet water bij het reinigen.
  1. Reinig het product met lauw water en zeep.
  2. Spoel het product na de reiniging grondig af met water en veeg het droog met een droge doek.

## 10 Bewaring

Voor het opbergen moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Bewaar het product op een schone en droge plaats waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Bewaar het product zodanig dat het onbereikbaar is voor kinderen.

## 11 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat het product juist is opgeladen.</li> <li>• Zorg ervoor dat het product niet met een USB-stroomvoorziening is verbonden. Het product functioneert niet tijdens het opladen.</li> </ul>
Het product kan niet worden opgeladen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de USB-kabel <b>10</b> correct met de laadaansluiting <b>9</b> en de USB-stroomvoorziening verbonden is.</li> </ul>

## 12 Technische gegevens

Model:	FAC03
Nominaal ingangsvermogen:	5 V === 1 A
Bedrijfsspanning:	3,7 V
Accuvermogen:	1 500 mAh, 5,55 Wh (lithium)
Aantal ledlampen:	5
Oplaadduur:	2–3 uur
Gewicht:	197,7 g
Beschermingsgraad:	IPX6
Afmetingen (L × B × D):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Afvoer

### 13.1 Verpakking afvoeren



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

### 13.2 Product afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



#### **Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!**

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u dit volgens de in uw land geldende regelingen af te voeren.** Zo wordt gegarandeerd

dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

#### **Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!**



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, onafhankelijk of deze gevaarlijke stoffen\* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt van uw gemeente/stadsdeel of bij een handelaar, zodat deze op een milieuvriendelijke manier

kunnen worden afgevoerd.

Breng het volledige product (inclusief accu) naar uw verzamelpunt en zorg dat de accu leeg is!

\*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

## 14 Garantie

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is steeds bereid u te helpen!



## 15 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

NL

### **Nederland**

Servicenummer: 0900-2502217

Email: [klantenservicenl@silkn.eu](mailto:klantenservicenl@silkn.eu)

### **België**

Servicenummer: 0800-29316

Email: [serviceconsommateurbe@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu)

Derechos de autor 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

## **Aviso legal**

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Índice

ES

<b>1</b>	<b>Volumen de suministro/partes del equipo</b>	<b>76</b>
<b>2</b>	<b>Generalidades</b>	<b>76</b>
2.1	Leer y guardar este manual del usuario	76
2.2	Explicación de símbolos	76
<b>3</b>	<b>Seguridad</b>	<b>77</b>
3.1	Uso apropiado	77
3.2	Indicaciones de seguridad	78
<b>4</b>	<b>Comprobación del producto y del volumen de suministro</b>	<b>82</b>
<b>5</b>	<b>Carga</b>	<b>83</b>
<b>6</b>	<b>Limpieza facial</b>	<b>83</b>
6.1	Consejos para la limpieza facial	83
6.2	Encendido/apagado y selección del modo de funcionamiento	84
6.3	Selección del ajuste de velocidad	84
6.4	Uso	84
<b>7</b>	<b>Luz led, infrarroja y modo de refrigeración</b>	<b>85</b>
7.1	Consejos sobre la luz led, infrarroja y el modo de refrigeración	85
7.2	Encendido/apagado y selección del modo led	86
7.3	Uso	87
7.4	Plan de aplicación	87
<b>8</b>	<b>Bloqueo de botones</b>	<b>88</b>
<b>9</b>	<b>Limpieza</b>	<b>88</b>
<b>10</b>	<b>Almacenamiento</b>	<b>88</b>
<b>11</b>	<b>Búsqueda de fallos</b>	<b>89</b>
<b>12</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>89</b>
<b>13</b>	<b>Eliminación</b>	<b>89</b>
13.1	Eliminación del embalaje	89
13.2	Eliminación del producto	90
<b>14</b>	<b>Garantía</b>	<b>90</b>
<b>15</b>	<b>Atención al cliente</b>	<b>91</b>

# I Volumen de suministro/partes del equipo

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Cepillo facial                  | 6 Superficie de refrigeración         |
| 2 Botón de aumento (+)            | 7 Indicador del modo de refrigeración |
| 3 Botón de limpieza (⏻)           | 8 Botón de led (⏻)                    |
| 4 Botón de disminución (-)        | 9 Puerto de carga                     |
| 5 Luz led + superficie infrarroja | 10 Cable USB                          |

ES

## 2 Generalidades

### 2.1 Leer y guardar este manual del usuario



El presente manual del usuario pertenece a este Bright Lux (en adelante, el "producto"). Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el uso.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea y Reino Unido. Cuando se utilice en territorio extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

### 2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.

#### ¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

#### ¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.



Lea el manual del usuario.

ES



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Declaración de conformidad: Los productos marcados con este símbolo cumplen todas las normativas aplicables en el Reino Unido.



Este símbolo indica la tensión nominal y la corriente nominal para corriente continua (CC).



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).

**IPX6**

El producto está protegido contra chorros de agua fuertes.

## 3 Seguridad

### 3.1 Uso apropiado

El producto está diseñado exclusivamente para la limpieza facial y la mejora del aspecto de la piel mediante tecnología de luz led, infrarrojos y refrigeración. Solo está concebido para uso particular y no para el ámbito industrial.

Utilice el producto únicamente en la forma que se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

### 3.2 Indicaciones de seguridad

#### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Utilice el producto únicamente con el cable USB suministrado.
- Conecte el cable USB del producto únicamente a una fuente de alimentación adecuada (fuente de alimentación SELV certificada de conformidad con la norma IEC/EN 60335) que, a su vez, esté conectada a una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar el producto de la red eléctrica en caso de avería.
- No ponga el producto en funcionamiento si está dañado o si el cable USB está defectuoso.
- No abra la carcasa y deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con el servicio de atención al cliente. Si se realizan reparaciones en forma independiente, se conecta en forma inadecuada o se utiliza incorrectamente, se perderá todo derecho a garantía.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que

son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.

- No sumerja el cable USB en agua u otros líquidos. Manténgalo alejado del agua.
- Asegúrese de que el puerto de carga esté seco antes de cargar.
- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre el cable USB cuando no esté cargando el producto.
- No toque nunca el cable USB con las manos mojadas o húmedas.
- No inserte objetos en la carcasa.
- Mantenga todas las piezas del producto alejadas del fuego abierto y superficies calientes.
- Tienda el cable USB de forma que no pueda provocar tropiezos.
- No retire el cable USB de la fuente de alimentación tirando del cable; en su lugar, agarre siempre el enchufe del mismo.
- No doble el cable USB ni lo coloque encima de bordes afilados.
- Cargue el producto únicamente a una temperatura de entre 0 y 40 °C.
- Utilice el producto únicamente en interiores.

## ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- El producto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por personas con experiencia y conocimientos limitados, siempre y cuando sean supervisadas o instruidas sobre el uso seguro del producto, y siempre y cuando entiendan los peligros asociados con su uso. Los niños no pueden jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños.
- Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del producto y del cable USB.
- El producto no deben usarlo mujeres embarazadas, niños, personas que sufren de epilepsia, pacientes con enfermedades del tiroides, personas que toman medicación para el tiroides, con fotoalergia o que se medican para tratar la alergia a la luz.
- No utilice el producto en los párpados, en las cuencas oculares, cerca de zonas afectadas por acné inflamatorio o en zonas con erupciones o llagas.
- El producto no debe utilizarse en caso de enfermedades cutáneas, supuraciones, heridas accidentales o postoperatorias.



- No concentre el producto en una sola zona de la piel durante su uso.
- Consulte a un médico si no está seguro de si puede usar el producto.
- Si no se encuentra bien, presenta alguna reacción infrecuente (por ejemplo, picor o inflamaciones molestas) o siente en su piel un calor desagradable, deje de utilizar el producto de inmediato.
- En caso de un uso inadecuado pueden producirse fugas del líquido de la batería; evite el contacto con el mismo. El líquido que pudiera fugarse de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras químicas.
- En caso de que el líquido de la batería entrase en contacto con la piel, los ojos o las mucosas, lave y enjuague la zona afectada inmediatamente con agua limpia. Si fuera necesario, busque atención médica.
- Las baterías no deben desmontarse, cortocircuitarse ni arrojarse al fuego.

## ¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice limpiadores a base de arcilla o silicona ni detergentes granulados o exfoliantes con el producto, ya que pueden dañar los puntos de contacto de silicona blanda del producto.

- No someta el producto a la radiación solar directa ni al calor extremo.
- Limpie el producto después de cada uso para evitar la acumulación de residuos grasos y restos de productos de limpieza facial.
- Deje de utilizar el producto si las piezas de plástico están rajadas, rotas o deformadas. Los componentes dañados solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales consiguientes.
- No use el producto si se ha caído o si está dañado de alguna manera. En caso necesario, mande examinar y/o reparar el producto a técnicos cualificados.

#### **4 Comprobación del producto y del volumen de suministro**

##### **¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!**

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.
1. Saque el producto del embalaje.
  2. Asegúrese de que el suministro esté completo (véase la **fig. A**).
  3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

## 5 Carga



- Cargue completamente el producto antes del primer uso y cuando la batería esté baja.
- Cuando la batería está baja, el producto emite 2 pitidos y el botón de limpieza parpadea 10 veces antes de que el producto se apague automáticamente. Cargue el producto.
- El producto no se puede utilizar durante la carga.
- Si el producto se almacena durante mucho tiempo, debe comprobarse el nivel de carga de la batería y cargarse regularmente.

ES

1. Conecte el extremo más pequeño del cable USB **10** en el puerto de carga **9** del producto.
2. Inserte el extremo grande del cable USB en el puerto USB de una fuente de corriente USB apropiada (p. ej., una fuente de alimentación USB).
3. Enchufe la fuente de alimentación USB a una toma de corriente. El proceso de carga se inicia automáticamente. El botón de limpieza (⏻) **3** parpadea en blanco durante la carga y permanece encendido cuando esta ha finalizado.
4. Una vez finalizada la carga, desenchufe la fuente de alimentación USB de la toma de corriente y desconecte el cable USB del puerto de carga del producto.

## 6 Limpieza facial



### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- No utilice el cepillo facial durante más de 2 minutos por sesión de limpieza y no más de 2 veces al día.

### 6.1 Consejos para la limpieza facial

- Limpie el cepillo facial **1** antes de utilizarlo por primera vez tal y como se describe en el capítulo "Limpieza".
- Antes de limpiar un área del rostro por primera vez, realice una prueba de tolerancia de la piel en un área. Comience la limpieza únicamente si no se producen efectos secundarios.

- El cepillo facial tiene 2 modos de funcionamiento: modo vibración y modo pulsación. En el modo de vibración se emplean vibraciones homogéneas para una limpieza profunda y suave. En el modo de pulsación, se generan vibraciones fuertes y débiles alternas, lo que produce un efecto de masaje calmante. También hay 7 ajustes de velocidad para cada modo.

## 6.2 Encendido/apagado y selección del modo de funcionamiento

1. Pulse el botón de limpieza (⏻) **3** una vez.  
El cepillo facial **1** está encendido y se encuentra en modo de vibración.  
El botón de limpieza se ilumina en blanco durante el funcionamiento.
2. Pulse el botón de limpieza (⏻) una segunda vez.  
El dispositivo pasa al modo pulsación.
3. Pulse el botón de limpieza (⏻) una tercera vez.  
El dispositivo se apaga.

## 6.3 Selección del ajuste de velocidad

- En el modo de funcionamiento seleccionado (vibración o pulsación), pulse el botón de aumento (+) **2** o disminución (-) **4** para seleccionar un ajuste de velocidad (1-7). El ajuste predeterminado es 4.

## 6.4 Uso

1. Humedezca el rostro y el cepillo facial **1** con agua tibia. Aplique el producto de limpieza facial en el rostro (véase el paso 1 en la **fig. B**).
2. Encienda el cepillo facial y seleccione el modo de vibración y el ajuste de velocidad (véanse las instrucciones de los capítulos anteriores).
3. Para limpiarse el rostro, pásese el cepillo facial por la cara con movimientos circulares (véase el paso 2 en la **fig. B**).
  - Utilice las cerdas gruesas para las áreas donde se requiere una limpieza precisa (como la nariz, los ojos y la barbilla). Utilice las cerdas finas para las zonas más amplias (por ejemplo, frente, mejillas y cuello). Recomendamos limpiar cada zona durante no más de 20 segundos.
  - Tras poner en marcha el cepillo facial, oirá un pitido cada 30 segundos para informarle del tiempo transcurrido. El dispositivo se apaga automáticamente al cabo de 2 minutos.

Tenga en cuenta que el temporizador siempre se pone a cero si cambia el modo de funcionamiento o el ajuste de velocidad durante la limpieza.

- Si desea finalizar antes la limpieza, mantenga pulsado el botón de limpieza (⏻) **3** hasta que el cepillo facial se apague.
4. Enjuague bien el rostro y el cepillo facial con agua y séquelos con una toalla limpia y seca (véase el paso 3 en la **fig. B**).
  5. Aplíquese el suero o su crema de día/noche en el rostro.
  6. Encienda el cepillo facial y seleccione el modo de pulsación y un ajuste de velocidad (véanse las instrucciones de los capítulos anteriores).
  7. Masajee el rostro pasando el cepillo facial con movimientos circulares sobre el rostro para estimular la circulación sanguínea y promover la absorción del producto para el cuidado de la piel (véase el paso 4 en la **fig. B**).
  - El cepillo facial se apaga automáticamente después de 2 minutos.
  - Si desea finalizar antes el proceso de limpieza, mantenga pulsado el botón de limpieza (⏻) hasta que el cepillo facial se apague.
  8. Limpie bien el cepillo facial después de cada uso (véase el capítulo "Limpieza").

ES

## 7 Luz led, infrarroja y modo de refrigeración

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- No utilice la luz led + la superficie infrarroja y la superficie de refrigeración durante más de 15 minutos por cada funcionamiento del led.

#### 7.1 Consejos sobre la luz led, infrarroja y el modo de refrigeración

- Limpie la luz led + superficie infrarroja **5** y la superficie de refrigeración **6** antes del primer uso como se describe en el capítulo "Limpieza".

- La luz led + superficie infrarroja está diseñada para restaurar el brillo y la elasticidad de su piel. También puede seleccionar el modo de enfriamiento, que reduce los ojos hinchados y proporciona una mirada más luminosa.
- Para mejorar el aspecto de la piel, puede elegir entre 5 modos con diferentes efectos:

Modo	Ideal para
Luz led roja + infrarroja	Reduce las líneas y arrugas finas, estimula el colágeno y mejora la circulación de la sangre
Luz led azul + infrarroja	Reduce las rojeces e impurezas ocasionadas por el acné y garantiza un rostro más claro
Luz led amarilla + infrarroja	Mejora la hidratación de la piel y calma las pieles secas y sensibles
Luz led lila + infrarroja	Previene el envejecimiento de la piel y reduce las impurezas de la piel, mejora la vitalidad y la luminosidad de la piel
Luz led roja + infrarroja + refrigeración	Reduce los ojos hinchados y proporciona un aspecto más luminoso

## 7.2 Encendido/apagado y selección del modo led

1. Presione el botón de led (⏻) **8** una vez.  
La luz led+ superficie infrarroja **5** se encienden en **modo led rojo**.
2. Presione el botón de led (⏻) por segunda vez.  
El dispositivo cambia al **modo led azul**.
3. Presione el botón de led (⏻) por tercera vez.  
El dispositivo cambia al **modo led amarillo**.
4. Presione el botón de led (⏻) por cuarta vez.  
El dispositivo cambia al **modo led lila**.
5. Presione el botón de led (⏻) por quinta vez.  
El dispositivo cambia al **modo led rojo + refrigeración**. En este modo, la luz led y la superficie infrarroja se iluminan en rojo y la superficie de refrigeración **6** se enfría hasta unos 6 °C. El indicador del modo de refrigeración **7** también se enciende.
6. Presione el botón de led (⏻) por sexta vez.  
El dispositivo se apaga.

**Consejo:** Puede seleccionar directamente el modo led rojo + refrigeración sin pulsar varias veces la tecla de led. Para ello, mantenga pulsado el botón de led (⏻) en cualquier modo de led hasta que se active el modo led rojo + refrigeración.

### 7.3 Uso

1. Limpie y seque bien su cara. Asegúrese de que está libre de maquillaje e impurezas.
2. Encienda la luz led + superficie infrarroja (5) y seleccione un modo led (consulte las instrucciones de los capítulos anteriores).
3. Mueva la luz led + superficie infrarroja sobre su rostro realizando movimientos circulares.
  - Después de encender la luz led + superficie infrarroja, oirá un pitido cada 30 segundos para informarle del tiempo transcurrido. El dispositivo se apaga automáticamente transcurridos 10 minutos (en cualquier modo led) o 2 minutos (led rojo + modo refrigeración). Tenga en cuenta que el temporizador siempre se pone a cero si cambia de modo durante el proceso led.
  - Si desea detener antes el proceso led, pulse el botón de led (⏻) (8) repetidamente hasta que el dispositivo se apague.
4. Aplíquese un suero y/o una crema de día/noche en el rostro después del proceso led.

### 7.4 Plan de aplicación

Si utiliza la luz led + superficie infrarroja (5) por primera vez, siga el siguiente plan de aplicación:

Primera semana	Utilice el producto una vez cada 3 días durante un máximo de 10 minutos cada vez.
Segunda semana	Utilice el producto una vez cada 2 días durante un máximo de 10 minutos cada vez.
Tercera semana	Utilice el producto una vez cada 2 días durante un máximo de 10–15 minutos cada vez.
Cuarta semana	Utilice el producto diariamente durante un máximo de 10–15 minutos cada vez.

Una vez se noten los resultados, ajuste la frecuencia a una o dos veces por semana.

## 8 Bloqueo de botones

- Mantenga pulsados el botón de aumento (+) **2** y el botón de disminución (-) **4** simultáneamente hasta que oiga 2 pitidos. Los botones están ahora bloqueados para evitar su activación accidental durante el transporte.
- Repita el paso anterior para desbloquear los botones.

## 9 Limpieza

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Desconecte siempre el producto de la fuente de corriente antes de limpiarlo.

### ¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal ni utensilios de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras y similares.
  - No utilice agua caliente para la limpieza.
1. Limpie el producto con agua tibia y jabón.
  2. Después de limpiarlo, aclárelo bien con agua y séquelo con un paño seco.

## 10 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños.



## 11 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

ES

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el producto esté bien cargado.</li><li>• Asegúrese de que el producto no está conectado a una fuente de corriente USB. El producto no funciona durante la carga.</li></ul>
El producto no se carga.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el cable USB <b>10</b> está correctamente conectado entre el puerto de carga <b>9</b> y la fuente de alimentación USB.</li></ul>

## 12 Datos técnicos

Modelo:	FAC03
Potencia nominal de entrada:	5 V === 1 A
Tensión de funcionamiento:	3,7 V
Capacidad de la batería:	1 500 mAh, 5,55 Wh (litio)
Cantidad de luces led:	5
Tiempo de carga:	2–3 horas
Peso:	197,7 g
Grado de protección:	IPX6
Dimensiones (largo × ancho × profundo):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Eliminación

### 13.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

### 13.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida separada de materiales.)



**¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!**

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región**. Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

**¡Las baterías y las pilas no se pueden tirar a la basura doméstica!**



Como consumidor final, usted está legalmente obligado a entregar todas las pilas y baterías, independientemente de que contengan o no sustancias peligrosas\*, en un punto de recogida del municipio o del distrito municipal o en un distribuidor para que

puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente.

¡Lleve el producto completo (incluida la batería) a su punto de recogida y asegúrese de que la batería está descargada!

\*indicadas mediante: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

## 14 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

## **15 Atención al cliente**

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

**ES**

Número de servicio: 900 823 302

Email: [servicioalcliente@silkn.eu](mailto:servicioalcliente@silkn.eu)

## **Avvertenze legali**

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silkn Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silkn Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi  
www.silkn.eu - info@silkn.eu

# Indice

<b>1</b>	<b>Dotazione/parti dell'apparecchio</b>	<b>94</b>
<b>2</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>94</b>
2.1	Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	94
2.2	Spiegazione dei simboli	94
<b>3</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>95</b>
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	95
3.2	Avvertenze di sicurezza	96
<b>4</b>	<b>Controllo del prodotto e della dotazione</b>	<b>100</b>
<b>5</b>	<b>Ricarica</b>	<b>100</b>
<b>6</b>	<b>Pulizia del viso</b>	<b>101</b>
6.1	Suggerimenti per la pulizia del viso	101
6.2	Accensione/spegnimento e selezione della modalità di funzionamento	102
6.3	Selezione dell'impostazione della velocità	102
6.4	Modalità di utilizzo	102
<b>7</b>	<b>Luce LED, infrarosso e modalità raffreddamento</b>	<b>103</b>
7.1	Suggerimenti sulla luce LED, infrarosso e modalità raffreddamento	103
7.2	Accensione/spegnimento e selezione della modalità LED	104
7.3	Modalità di utilizzo	105
7.4	Piano di applicazione	105
<b>8</b>	<b>Blocco tasti</b>	<b>105</b>
<b>9</b>	<b>Pulizia</b>	<b>106</b>
<b>10</b>	<b>Conservazione</b>	<b>106</b>
<b>11</b>	<b>Ricerca anomalie</b>	<b>106</b>
<b>12</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>107</b>
<b>13</b>	<b>Smaltimento</b>	<b>107</b>
13.1	Smaltimento dell'imballaggio	107
13.2	Smaltimento del prodotto	108
<b>14</b>	<b>Garanzia</b>	<b>108</b>
<b>15</b>	<b>Servizio di assistenza clienti</b>	<b>109</b>

# I Dotazione/parti dell'apparecchio

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 Spazzola per viso                | 6 Superficie di raffreddamento                  |
| 2 Tasto di aumento (+)             | 7 Spia di controllo per modalità raffreddamento |
| 3 Pulsante di pulizia (⏻)          | 8 Pulsante LED (⏻)                              |
| 4 Tasto di riduzione (-)           | 9 Connettore di ricarica                        |
| 5 Luce LED + superficie infrarosso | 10 Cavo USB                                     |

IT

## 2 Informazioni generali

### 2.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di Bright Lux (di seguito denominato "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Ciò vale in particolare per le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per usi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

### 2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

#### **AVVERTIMENTO!**

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

#### **AVVISO!**

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per la manipolazione e l'uso.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme applicabili nel Regno Unito.



Questo simbolo indica la tensione nominale e la corrente nominale della corrente continua.



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).

**IPX6**

Il prodotto è protetto dal forte getto d'acqua.

## 3 Sicurezza

### 3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia del viso e al miglioramento dell'aspetto cutaneo sfruttando la tecnologia luminosa LED, infrarossi e raffreddamento. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non è idoneo per un uso in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

### 3.2 Avvertenze di sicurezza

#### **AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**

- Utilizzare il prodotto esclusivamente con il cavo USB in dotazione.
- Collegare il cavo USB del prodotto esclusivamente a un alimentatore adatto (fonte di tensione SELV certificata secondo la norma IEC/EN 60335), collegato a sua volta a una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il prodotto dalla rete elettrica in caso di anomalia.
- Non mettere in funzione il prodotto se è danneggiato o se il cavo di alimentazione è difettoso.
- Non aprire il corpo dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi all'assistenza post-vendita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.



- Non immergere il cavo USB in acqua o altri liquidi. Tenerlo lontano dall'acqua.
- Prima della ricarica assicurarsi che il connettore di ricarica sia asciutto.
- Spegnerne sempre il prodotto in caso di inutilizzo, pulizia o guasti. Quando non è in carica, scollegare sempre il cavo USB.
- Non toccare mai il cavo USB con le mani bagnate o umide.
- Non introdurre oggetti nel corpo dell'apparecchio.
- Tenere tutti i componenti del prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo USB in modo tale che nessuno possa inciamparvi.
- Non estrarre il cavo USB dall'adattatore di alimentazione afferrando il cavo, bensì afferrare sempre il connettore del cavo.
- Non piegare il cavo USB e non farlo passare su spigoli vivi.
- Ricaricare il prodotto soltanto a temperature comprese tra 0 e 40 °C.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni.



## **AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!**

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone

con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sul modo sicuro di usare il prodotto e abbiano compreso i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non vanno eseguiti da bambini.

- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dal prodotto e dal cavo USB.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da donne in gravidanza, bambini, persone con epilessia, pazienti affetti da disturbi della tiroide, persone che assumono farmaci per la tiroide, persone fotoallergiche o che assumono farmaci per il trattamento di un'allergia alla luce.
- Non utilizzare il prodotto sulle palpebre, nell'orbita oculare, intorno a zone con acne volgare o in zone colpite da eruzioni cutanee o ferite.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per malattie della pelle, suppurazione di ferite, ferite accidentali e post-operatorie.
- Durante l'uso non concentrare il prodotto su una sede della propria pelle.
- Consultare il medico se non si è sicuri di poter utilizzare il prodotto.

- In caso di malessere, di reazioni anomale (ad esempio prurito o infiammazioni fastidiose) o se la pelle diventa particolarmente calda con sensazione di fastidio, interrompere l'uso del prodotto.
- In caso di uso improprio, dalla batteria può fuoriuscire del liquido: evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalle batterie può causare irritazioni o ustioni.
- In caso di contatto del liquido della batteria con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente le zone interessate con acqua pulita. Consultare eventualmente un medico.
- Non aprire, non gettare nel fuoco e non cortocircuitare le batterie.

## **AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!**

- Non utilizzare detergenti a base di argilla o silicone e detergenti granulosi o peeling insieme al prodotto, poiché potrebbero danneggiare i morbidi punti di contatto in silicone presenti sul prodotto.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta o al calore estremo.
- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo per evitare accumuli di residui oleosi e residui di prodotti detergenti per il viso.

- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano crepe, rotture o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Non mettere in funzione il prodotto se è caduto o danneggiato in altro modo. Se necessario, far controllare e/o riparare il prodotto da tecnici qualificati.

## 4 Controllo del prodotto e della dotazione

### AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Aprire l'imballaggio con cautela.
1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
  2. Accertarsi che la dotazione sia completa (vedi **Fig. A**).
  3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

## 5 Ricarica



- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e quando la batteria ricaricabile è scarica.
- Se la batteria è quasi scarica, il prodotto emette 2 segnali acustici e il pulsante pulizia lampeggia 10 volte prima che il prodotto si spenga automaticamente. Ricaricare il prodotto.



- Non utilizzare il prodotto durante il processo di ricarica.
- Se il prodotto viene conservato per un periodo di tempo prolungato, è necessario controllare il livello della batteria e caricare regolarmente il prodotto.

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB **10** nel connettore di ricarica **9** del prodotto.
2. Inserire l'estremità più grande del cavo USB nella porta USB di una fonte di alimentazione USB adatta (ad es. un alimentatore USB).
3. Per effettuare la ricarica, inserire l'alimentatore USB in una presa di corrente.

Il processo di ricarica inizia automaticamente. Il pulsante di pulizia (⏻) **3** lampeggia durante la procedura di ricarica e resta acceso quando la stessa si è conclusa.

4. Scollegare l'alimentatore USB dalla presa di corrente e scollegare il cavo USB dalla porta di ricarica del prodotto.

## 6 Pulizia del viso



### AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Non usare la spazzola per il viso più a lungo di 2 minuti per trattamento di pulizia e non più spesso di 2 volte al giorno.

#### 6.1 Suggerimenti per la pulizia del viso

- Prima del primo utilizzo pulire la spazzola per viso **1** come descritto nel capitolo "Pulizia".
- Prima di trattare per la prima volta una zona del viso, eseguire in un punto un test di tolleranza cutanea. Iniziare quindi il trattamento di pulizia solo se non si presentano effetti collaterali.
- La spazzola per viso è dotata di 2 modalità di funzionamento: modalità di vibrazione e modalità pulsante. In modalità di vibrazione si generano vibrazioni regolari per una pulizia profonda e delicata. Nella modalità di pulsazione si generano alternativamente vibrazioni forti e deboli che producono un effetto lenitivo simile a un massaggio. Inoltre, ciascuna modalità può essere regolata in 7 velocità.

## 6.2 Accensione/spengimento e selezione della modalità di funzionamento

1. Premere una volta il pulsante di pulizia (⏻) **3**.  
La spazzola per viso **1** è accesa e si trova ora in modalità di vibrazione.  
Durante il funzionamento il pulsante pulizia è acceso di luce bianca.
2. Premere il pulsante di pulizia (⏻) una seconda volta.  
L'apparecchio passa in modalità pulsante.
3. Premere il pulsante di pulizia (⏻) una terza volta.  
L'apparecchio si spegne.

## 6.3 Selezione dell'impostazione della velocità

- Nella modalità scelta (vibrante o pulsante), premere il tasto di aumento (+) **2** o il tasto di riduzione (-) **4** per impostare una delle velocità a scelta (1-7). L'impostazione predefinita è 4.

## 6.4 Modalità di utilizzo

1. Inumidire il viso e la spazzola per viso **1** con acqua tiepida.  
Applicare sul viso un detergente per il viso (vedi passo 1 nella **Fig. B**).
2. Accendere la spazzola per viso e selezionare la modalità di vibrazione e un'impostazione della velocità (vedi istruzioni ai capitoli precedenti).
3. Pulire il viso muovendo la spazzola per viso con un movimento circolare (vedi passo 2 nella **Fig. B**).
  - Utilizzare i nodi a grana grossa per le aree in cui è necessaria una pulizia precisa (ad es. intorno al naso, agli occhi e al mento). Utilizzare i nodi a grana fine per le aree più grandi (ad es. fronte, guance e collo). Raccomandiamo di non pulire un'area per più di 20 secondi alla volta.
  - Dopo l'accensione della spazzola per viso, ogni 30 secondi si sentirà un segnale acustico che indica il tempo trascorso. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 2 minuti. Si fa presente che, se durante il trattamento si modifica la modalità di funzionamento o si cambia l'impostazione della velocità, il timer ritorna sempre a zero.
  - Per interrompere prima del previsto il trattamento di pulizia, tenere premuto il pulsante di pulizia (⏻) **3** fino allo spegnimento della spazzola per viso.

4. Risciacquare a fondo il viso e la spazzola con acqua e asciugarlo con un asciugamani pulito e asciutto (vedi passo 3 nella **Fig. B**).
5. Applicare sul viso il siero o la crema giorno/notte.
6. Accendere la spazzola per viso e selezionare la modalità pulsante e un'impostazione della velocità (vedi istruzioni ai capitoli precedenti).
7. Massaggiare il viso muovendo la spazzola per viso con movimenti circolari per stimolare la circolazione sanguigna e favorire l'assorbimento dei prodotti per la pelle (vedi passo 4 nella **Fig. B**).
  - La spazzola per viso si spegne automaticamente dopo 2 minuti.
  - Per interrompere prima del previsto la procedura di pulizia, tenere premuto il pulsante di pulizia (⏻) fino allo spegnimento della spazzola per viso.
8. Dopo l'uso pulire accuratamente la spazzola per viso (vedi capitolo "Pulizia").

## 7 Luce LED, infrarosso e modalità raffreddamento

### AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Utilizzare la luce LED + superficie a infrarosso e la superficie di raffreddamento per un massimo di 15 minuti per ciascun trattamento LED.

#### 7.1 Suggerimenti sulla luce LED, infrarosso e modalità raffreddamento

- Prima del primo utilizzo pulire la luce LED + superficie infrarosso **5** e superficie di raffreddamento **6** come descritto nel capitolo "Pulizia".
- La luce LED + superficie infrarosso sono concepite per ripristinare la luminosità e l'elasticità della pelle. Inoltre è possibile selezionare la modalità raffreddamento per ridurre gli occhi gonfi e donare un aspetto luminoso.
- Per migliorare l'aspetto cutaneo, scegliere una delle 5 modalità con diversi effetti:

Modalità	Scopo
Luce LED rossa + infrarosso	Riduce le linee sottili e le rughe, stimola il collagene e migliora la circolazione sanguigna
Luce LED blu + infrarosso	Riduce gli arrossamenti e le imperfezioni dovute all'acne, donando una carnagione più chiara
Luce LED gialla + infrarosso	Migliora l'equilibrio di idratazione della pelle e lenisce la pelle secca e sensibile
Luce LED viola + infrarosso	Previene l'invecchiamento cutaneo e riduce le macchie, migliora la vitalità e la luminosità della pelle
Luce LED rossa + infrarosso + raffreddamento	Riduce gli occhi gonfi e dona un aspetto luminoso

## 7.2 Accensione/spegnimento e selezione della modalità LED

1. Premere una volta il pulsante LED (⏻) **8**.  
La luce LED + superficie infrarosso **5** si accende in **modalità LED rosso**.
2. Premere nuovamente il pulsante LED (⏻).  
L'apparecchio passa in **modalità LED blu**.
3. Premere il pulsante LED (⏻) una terza volta.  
L'apparecchio passa in **modalità LED giallo**.
4. Premere il pulsante LED (⏻) una quarta volta.  
L'apparecchio passa in **modalità LED viola**.
5. Premere il pulsante LED (⏻) una quinta volta.  
L'apparecchio passa in **modalità LED rosso + modalità raffreddamento**. In questa modalità la luce LED + superficie infrarosso si accendono di rosso e la temperatura della superficie di raffreddamento **6** scende a circa 6 °C. Anche la spia di controllo per modalità raffreddamento **7** si accende.
6. Premere il pulsante LED (⏻) una sesta volta.  
L'apparecchio si spegne.

**Suggerimento:** è possibile selezionare direttamente il LED rosso + modalità raffreddamento senza dover premere ripetutamente il pulsante LED. A questo scopo tenere premuto il pulsante LED (⏻) in una qualsiasi modalità LED fino a che non si sarà attivato il LED rosso + modalità raffreddamento.



### 7.3 Modalità di utilizzo

1. Pulire e asciugare accuratamente il viso. Assicurarsi che sia privo di trucco e di impurità.
2. Accendere la luce LED + superficie infrarosso **5** e selezionare una modalità LED (vedi istruzioni ai capitoli precedenti).
3. Compiere dei movimenti circolari sul viso con la luce LED + superficie infrarosso.
  - Dopo l'accensione della luce LED + superficie infrarosso, ogni 30 secondi si sentirà un segnale acustico che indica il tempo trascorso. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 minuti (in una qualsiasi modalità LED) o dopo 2 minuti (LED rosso + modalità raffreddamento). Si fa presente che, se durante la procedura LED si modifica la modalità di funzionamento, il timer ritorna sempre a zero.
  - Se si desidera interrompere in anticipo la modalità LED, premere ripetutamente il pulsante LED (⏻) **8** finché l'apparecchio non si spegne.
4. Dopo il trattamento LED applicare sul viso il siero o la crema giorno/notte.

### 7.4 Piano di applicazione

Se si utilizza la luce LED + superficie infrarosso **5** per la prima volta, attenersi al seguente programma di applicazione:

Prima settimana	Usare ogni 3 giorni per max. 10 minuti alla volta
Seconda settimana	Usare ogni 2 giorni per max. 10 minuti alla volta
Terza settimana	Usare ogni 2 giorni per max. 10–15 minuti alla volta
Quarta settimana	Usare ogni giorno per max. 10–15 minuti alla volta

Quando si manifestano i risultati, regolare la frequenza a una o due volte alla settimana.

## 8 Blocco tasti

- Tenere premuto il tasto di aumento (+) **2** e il tasto di riduzione (–) **4** contemporaneamente fino a sentire 2 segnali acustici. I tasti sono così bloccati per evitare che si attivino inavvertitamente durante il trasporto.
- Ripetere il passo precedente per sbloccare i tasti.

## 9 Pulizia

### **AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**

- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di eseguire la pulizia.

### **AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!**

- Non usare detergenti abrasivi, spazzole con setole metalliche e utensili per la pulizia taglienti o metallici come coltelli, spazzole dure e simili.
- Non pulire con acqua calda.
  1. Lavare il prodotto con acqua tiepida e sapone.
  2. Dopo l'uso risciacquare accuratamente il prodotto con acqua e asciugarlo con un panno asciutto.

## 10 Conservazione

Prima di riporre il prodotto tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

- Riporre il prodotto in un luogo pulito, asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

## 11 Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

Malfunzionamento	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che il prodotto sia stato ricaricato correttamente.</li> <li>Assicurarsi che il prodotto non sia collegato a una fonte di alimentazione USB. Il prodotto non funziona durante la ricarica.</li> </ul>
Il prodotto non si ricarica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che il cavo USB <b>10</b> sia collegato correttamente al connettore di ricarica <b>9</b> e alla fonte di alimentazione USB.</li> </ul>

## 12 Dati tecnici

Modello:	FAC03
Potenza nominale in ingresso:	5 V === 1 A
Tensione di esercizio:	3,7 V
Capacità della batteria ricaricabile:	1.500 mAh, 5,55 Wh (litio)
Numero di luci LED:	5
Durata della ricarica:	2–3 ore
Peso:	197,7 g
Grado di protezione:	IPX6
Dimensioni (L × P × H):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Smaltimento

### 13.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

### 13.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



#### **Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!**

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria**

**regione.** In tal modo, si garantisce che gli apparecchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

#### **Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!**



Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose\*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che

possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Portare il prodotto completo (compresa la batteria) al punto di raccolta e assicurarsi che la batteria sia scarica!

\*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

## 14 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarla!

## 15 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

IT

Numero del servizio: +31(0)180-330550  
E-mail: [servizioclientiit@silkn.eu](mailto:servizioclientiit@silkn.eu)

Telif Hakkı 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Tüm hakları saklıdır.

## **Yasal uyarı**

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

TR

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silk'n Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silk'n logosu Silk'n Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda  
www.silk'n.eu – info@silk'n.eu

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları</b>	<b>112</b>
<b>2</b>	<b>Genel</b>	<b>112</b>
2.1	Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması	112
2.2	Sembol açıklamaları	112
<b>3</b>	<b>Güvenlik</b>	<b>113</b>
3.1	Amaca uygun kullanım	113
3.2	Güvenlik uyarıları	113
<b>4</b>	<b>Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü</b>	<b>117</b>
<b>5</b>	<b>Şarj etme</b>	<b>118</b>
<b>6</b>	<b>Yüz temizliği</b>	<b>118</b>
6.1	Yüz temizliği için öneriler	118
6.2	Açma/kapama ve çalışma modu seçimi	119
6.3	Hız ayarlarının değiştirilmesi	119
6.4	Kullanım için	119
<b>7</b>	<b>LED lamba, kızılötesi ve soğutma modu</b>	<b>120</b>
7.1	LED lamba, kızılötesi ve soğutma modu ile ilgili öneriler	120
7.2	Açma/kapama ve LED modu seçimi	121
7.3	Kullanım için	121
7.4	Uygulama planı	122
<b>8</b>	<b>Düğme engeli</b>	<b>122</b>
<b>9</b>	<b>Temizleme</b>	<b>122</b>
<b>10</b>	<b>Saklama</b>	<b>123</b>
<b>11</b>	<b>Hata arama</b>	<b>123</b>
<b>12</b>	<b>Teknik bilgiler</b>	<b>123</b>
<b>13</b>	<b>İmha</b>	<b>124</b>
13.1	Ambalajın imhası	124
13.2	Ürünün imhası	124
<b>14</b>	<b>Garanti bilgileri</b>	<b>125</b>
<b>15</b>	<b>Müşteri Hizmetleri</b>	<b>125</b>

# I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- |   |                             |    |                                   |
|---|-----------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Yüz fırçası                 | 6  | Soğutma alanı                     |
| 2 | Arttırma düğmesi (+)        | 7  | Soğutma modu için kontrol lambası |
| 3 | Temizlik düğmesi (⏻)        | 8  | LED düğmesi (⏻)                   |
| 4 | Azaltma düğmesi (-)         | 9  | Şarj bağlantısı                   |
| 5 | LED lamba + kızılötesi alan | 10 | USB kablosu                       |

## 2 Genel

TR

### 2.1 Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması



Bu kullanım kılavuzu bu Bright Lux (bundan böyle "ürün" olarak adlandırılır) ürününe aittir. Çalıştırma ve kullanım ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

### 2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.

#### UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

#### UYARI!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.





Kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler; Birleşik Krallık'ta uygulanan tüm yönetmeliklere uygundur.



Bu sembol, doğru akım için nominal gerilimi ve nominal akımı belirtir.



Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekanlarda).

**IPX6**

Ürün güçlü su jetlerine karşı korumalıdır.

## 3 Güvenlik

### 3.1 Amaca uygun kullanım

Ürün, LED aydınlatma teknolojisi, kızılötesi ve soğutma yardımıyla yalnızca yüz temizliği ve cildin görünümünün iyileştirilmesi için tasarlanmıştır. Sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari alanda kullanıma uygun değildir.

Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

### 3.2 Güvenlik uyarıları



## **UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!**

- Ürünü sadece birlikte teslim edilen USB kablosuyla kullanın.
- Ürünün USB kablosunu yalnızca, arıza halinde hızlıca elektrik şebekesinden

çekebileceğiniz, kolayca erişilebilen bir prize takılı olan uygun bir adaptöre (IEC/EN 60335 onaylı SELV gerilim kaynağı) takın.

- Ürün hasar almışsa ya da USB kablosu arızalıysa ürünü çalıştırmayın.
- Gövdeyi açmayın, onarımı uzmanına bırakın. Bunun için teknik servise başvurun. Servis dışında yaptırılan onarımlarda yanlış bağlantı veya hatalı kullanma durumunda, sorumluluk ve garanti hakkı ortadan kalkar.
- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun parçalar kullanılabilir. Bu üründe tehlike kaynaklarından korunma bağlamında temel öneme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
- USB kablosunu suya veya başka sıvılara sokmayın. Sudan uzak tutun.
- Şarjdan önce şarj bağlantısının kuru olmasını sağlayın.
- Kullanmadığınız zaman, temizlerken veya bir arıza ortaya çıktığında ürünü daima kapatın. Ürünü şarj etmediğiniz zaman, USB kablosunu daima prizden çıkarın.
- USB kablosuna asla ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazın içine hiçbir cisim sokmayın.
- Ürünün tüm parçalarını açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.

- USB kablosunu takılıp düşmelere sebep olmayacak şekilde yerleştirin.
- Adaptörden çekerken USB kablosunu kablosundan değil, kablonun fişinden tutarak çekin.
- USB kablosunu kıvrımayın ve keskin kenarlar üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünü 0 ila 40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.



### **UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!**

- Ürün, gözlemlenmeleri veya ürünün güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş olmaları ve kullanıma bağlı tehlikeleri anlamış olmaları halinde 8 yaş üstü çocuklar veya fiziksel, duyuşal veya ruhsal yetenekleri sınırlı kişiler veya deneyim ve bilgi yetersizliğı olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 8 yaşından küçük çocukları üründen ve USB kablosundan uzak tutun.
- Ürün hamile kadınlar, çocuklar, epilepsili kişiler, tiroid hastaları, tiroid ilacı alan kişiler, fotoalerjik kişiler veya ışık alerjisini tedavi etmek için ilaç alan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazı göz kapaklarında, göz yuvalarında, iltihaplı sivilce bulunan bölgelerin yakınında

veya döküntü veya yara bulunan bölgelerde kullanmayın.

- Ürün cilt hastalıklarında, yara iltihaplanmasında, kaza sonucu ortaya çıkan ve ameliyat sonrası yaralarda kullanılamaz.
- Ürünü, cildin bir noktasına odaklayarak kullanmayın.
- Ürünü kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz doktorunuza başvurun.
- Kendinizi huzursuz hissediyorsanız, anormal reaksiyonlar gösteriyorsanız (örn. kaşıntı veya rahatsız edici iltihaplar) veya cildiniz rahatsız edecek şekilde ısınıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın.
- Usulüne uygun kullanılmadığında pildeki sıvı sızabilir. Bu sıvıyla temastan kaçının. Pillerden sızan sıvı tahrişe ve kimyasal yanıklara sebep olabilir.
- Pillerden sızan sıvının deri, göz ya da mukozayla teması halinde temas eden bölgeyi derhal temiz suyla yıkayın ve temizleyin. Gerekirse bir doktora başvurun.
- Piller sökülmemeli, kısa devre yapılmamalı ya da ateşe atılmamalıdır.

## **UYARI! HASAR TEHLİKESİ!**

- Ürünün yumuşak temas noktalarına zarar verebileceğinden, temizlemek için ürüne kil veya silikon tabanlı temizlik maddeleri ya

da taneli temizlik maddeleri veya peelingler uygulamayın.

- Ürünü direkt güneş ışığına ya da aşırı sığağa maruz bırakmayın.
- Yağlı ve yüz temizleme ürünü kalıntılarının birikmesini önlemek için ürünü her kullanımdan sonra temizleyin.
- Plastik parçaları kırılmış, çatlamış veya deforme olmuşsa ürünü artık kullanmayın. Hasarlı parçaları yalnızca uygun orijinal yedek parçalarla değiştirin.
- Ürünü yere düşmüşse veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse işleme almayın. Ürünü gerekirse nitelikli teknisyenler tarafından kontrol ettirin ve/veya onarmalarını sağlayın.

#### 4 Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü

### UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma esnasında çok dikkatli davranın.

1. Ürünü ambalajından çıkartın.
2. Teslimatın tam olup olmadığını doğrulayın (bkz. **Şek. A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bunun için teknik servise başvurun.

## 5 Şarj etme



- Ürünü ilk kullanımdan önce ve düşük pil seviyesi halinde şarj edin.
- Düşük pil seviyesinde ürün 2 bip sesi verir ve ürün otomatik olarak kapanmadan önce temizlik düğmesi 10 kez yanıp söner. Ürünü şarj edin.
- Ürün şarj sırasında kullanılamaz.
- Ürün uzun süre muhafaza edilecekse, batarya seviyesi kontrol edilip ürün düzenli olarak şarj edilmelidir.

1. USB kablosunun **10** küçük ucunu ürünün şarj bağlantısına **9** sokun.
2. USB kablosunun büyük ucunu uygun bir USB güç kaynağının (örn. USB adaptörü) USB bağlantısına takın.
3. Şarj için USB adaptörünü bir prize takın.  
Şarj otomatik olarak başlayacaktır. Şarj işlemi sırasında temizlik düğmesi (**U**) **3** beyaz yanıp söner ve şarj işlemi tamamlanınca yanmaya devam eder.
4. Şarj işlemi tamamlandığında, USB adaptörünü prizden çıkarın ve USB kablosunu ürünün şarj bağlantısından ayırın.

## 6 Yüz temizliği



### UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Bir temizlik işlemi bazında yüz fırçasını 2 dakikadan daha uzun süre kullanmayın ve günde 2 kereden fazla kullanmayın.

### 6.1 Yüz temizliği için öneriler

- Yüz fırçasını **1** ilk kullanımdan önce, "Temizleme" bölümünde belirtildiği gibi temizleyin.
- Bir yüz alanını ilk kez temizlemeden önce, bir noktada cilt tolerans testi yapın. Temizlik işlemine ancak herhangi bir yan etki görülmemesi halinde başlayın.
- Yüz fırçasının 2 çalışma modu bulunmaktadır: Titreşim modu ve atım modu. Titreşim modunda, yumuşak bir derin temizlik için eşit titreşimler kullanılır. Atım kipinde, masaj türü rahatlatıcı bir etki yaratan güçlü ve zayıf, değişken titreşimler üretilir. Ayrıca her mod için 7 hız ayarı bulunmaktadır.

## 6.2 Açma/kapama ve çalışma modu seçimi

1. Temizlik düğmesine (⏻) 3 bir kez basın.  
Yüz fırçası 1 şimdi çalışır durumda ve titreşim modundadır.  
Çalışma sırasında temizlik düğmesi beyaz yanar.
2. Temizlik düğmesine (⏻) ikinci kez basın.  
Cihaz, atım moduna geçer.
3. Temizlik düğmesine (⏻) üçüncü kez basın.  
Cihaz kapanır.

## 6.3 Hız ayarlarının değiştirilmesi

- Seçilen çalışma modunda (titreşimli veya atımlı) arttırma düğmesine (+) 2 veya azaltma düğmesine (-) 4 basarak, hız ayarını (1-7) değiştirin. Standart ayar 4'tür.

## 6.4 Kullanım için

1. Yüzünüzü ve yüz fırçasını 1 ılık suyla nemlendirin. Yüz temizleme ürününüzü yüzünüze uygulayın (bkz. **Şek. B 1.** adım).
2. Yüz fırçasını çalıştırın ve titreşim modunu ve bir hız ayarı seçin (bkz. önceki bölümlerdeki talimatlar).
3. Yüz fırçasıyla dairesel hareketlerle yüzünüzün üstünden geçerek yüzünüzü temizleyin (bkz. **Şek. B, 2.** adım).
  - Hassas temizlik gerektiren bölgeler (örneğin burun, gözler ve çene çevresi) için kalın yumrulu alanı kullanın. Daha geniş bölgeler (örneğin alın, yanaklar ve boyun) için ince yumrulu alanı kullanın. Her alanın 20 saniyeden fazla temizlenmemesini öneriyoruz.
  - Yüz fırçasının çalışmaya başlamasından sonra her 30 saniyede bir sizi geçen süre hakkında bilgilendiren bir bip sesi işitirsiniz. Cihaz, 2 dakikanın sonunda otomatik olarak kapanır.  
Temizlik işlemi sırasında çalışma modunu ya da hız ayarını değiştirirken zamanlayıcının her seferinde sıfır konumuna geldiğinden emin olun.
  - Temizlik işlemi daha erken sonlandırmak isterseniz, yüz fırçası kapanıncaya kadar temizlik düğmesini (⏻) 3 basılı tutun.
4. Yüzünüzü ve yüz fırçasını suyla iyice durulayın ve temiz ve kuru bir havluyla kurulayın (bkz. **Şek. B 3.** adım).
5. Yüzünüze serumunuzu ya da gündüz/gece kreminizi uygulayın.
6. Yüz fırçasını çalıştırın ve atım modunu ve bir hız ayarı seçin (bkz. önceki bölümlerdeki talimatlar).
7. Kan dolaşımını uyarmak ve cilt bakım ürünlerinin cilde nüfuzunu kolaylaştırmak için yüz fırçasını yüzünüzün üzerinde daireler

çizerek hareket ettirin ve böylelikle yüzünüze masaj uygulayın. (bkz. **Şek. B** 4. adım).

- Yüz fırçası 2 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
  - Temizlik işlemini daha erken sonlandırmak isterseniz, yüz fırçası kapanıncaya kadar temizlik düğmesini (⏻) basılı tutun.
8. Kullanımdan sonra yüz fırçasını iyice temizleyin (bkz. "Temizleme" bölümü).

## 7 LED lamba, kızılötesi ve soğutma modu

TR

### ! UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- LED lambayı + kızılötesi yüzey ve soğutma yüzeyini LED işlemi başına 15 dakikadan fazla kullanmayın.

#### 7.1 LED lamba, kızılötesi ve soğutma modu ile ilgili öneriler

- LED lamba + kızılötesi alan **5** ve soğutma alanı **6**, ilk kullanımdan önce, "Temizleme" bölümünde belirtildiği gibi temizleyin.
- LED lamba + kızılötesi yüzey, cildinizin parlaklığını ve elastikiyetini geri kazandırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Soğutma modunu seçerek aynı zamanda göz şişliğini azaltabilir ve aydınlık bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.
- Cilt görünümünü iyileştirmek için farklı etkilere sahip 5 mod arasından seçim yapabilirsiniz:

Mod	En uygun olduğu alanlar
Kırmızı LED lamba + kızılötesi alan	İnce çizgileri ve kırışıklıkları azaltır, kolajenleri uyarır ve kan dolaşımını iyileştirir
Mavi LED lamba + kızılötesi alan	Akneye bağlı kızarıklık ve lekeleri azaltır, daha aydınlık bir cilt sağlar
Sarı LED lamba + kızılötesi alan	Cildin nem dengesini iyileştirir, kuru ve hassas cildi yatıştırır



Mod	En uygun olduğu alanlar
Lila LED lamba + kızılötesi alan	Cildin yaşlanmasını önler ve ciltteki kiri azaltır, cildin canlılığını ve parlaklığını artırır
Kırmızı LED lamba + kızılötesi alan + soğutma	Gözlerin şişliğini azaltır ve aydınlık görünüm kazandırır

## 7.2 Açma/kapama ve LED modu seçimi

- LED düğmesine (⏻) **8** bir kez basın.  
LED lamba + kızılötesi alan **5** **kırmızı LED modunda** çalıştırılır.
- LED düğmesine (⏻) ikinci kez basın.  
Cihaz, **mavi LED moduna** geçer.
- LED düğmesine (⏻) üçüncü kez basın.  
Cihaz, **sarı LED moduna** geçer.
- LED düğmesine (⏻) dördüncü kez basın.  
Cihaz, **lila LED moduna** geçer.
- LED düğmesine (⏻) beşinci kez basın.  
Cihaz, **kırmızı LED- + soğutma moduna** geçer. Bu mod sırasında LED lamba + kızılötesi alan kırmızı yanar ve soğutma alanı **6** yaklaşık 6 °C'ye kadar soğutur. Soğutma modu için kontrol lambası **7** da yanar.
- LED düğmesine (⏻) altıncı kez basın.  
Cihaz kapanır.

**Öneri:** Kırmızı LED- + soğutma modunu doğrudan seçebilirsiniz, böylece LED düğmesine birkaç kez basmanıza gerek kalmaz. Bunun için kırmızı LED- + soğutma modu aktif hale gelinceye kadar LED düğmesini (⏻) dilediğiniz LED modunda basılı tutun.

## 7.3 Kullanım için

- Yüzünüzü iyice yıkayın ve kurutun. Makyaj ve kirleticilerden arındırıldığından emin olun.
- LED lambasını + kızılötesi alanı **5** çalıştırın ve bir LED modu seçin (bkz. önceki bölümlerdeki talimatlar).
- LED lamba + kızılötesi alan ile yüzünüzün üzerinde daireler çizerek hareket edin.
  - YLED lamba + kızılötesi alanın başlamasından sonra her 30 saniyede bir sizi geçen süre hakkında bilgilendiren bir bip sesi işitirsiniz. Cihaz, 10 dakika sonra (dilediğiniz mod sırasında) veya

2 dakika sonra (kırmızı LED- + soğutma modu) otomatik olarak kapanır. LED işlemi sırasında modu değiştirirken zamanlayıcının her seferinde sıfır konumuna geldiğinden emin olun.

- LED işlemi daha erken sonlandırmak istediğiniz takdirde, cihaz kapanıncaya kadar LED düğmesine (P) 8 tekrar basın.
4. LED işleminden sonra yüzünüze serumunuzu ve/veya gündüz/gece kreminizi uygulayın.

#### 7.4 Uygulama planı

LED lamba + kızılötesi alanı 5 ilk kez kullanıyorsanız, aşağıdaki uygulama planını izleyin:

Birinci hafta	Her 3 günde bir kere her defasında maks. 10 dakika kullanın
İkinci hafta	Her 2 günde bir kere her defasında maks. 10 dakika kullanın
Üçüncü hafta	Her 2 günde bir kere her defasında maks. 10–15 dakika kullanın
Dördüncü hafta	Her gün her defasında maks. 10–15 dakika kullanın

Sonuçlar görüldüğünde sıklığı haftada bir veya iki kere uyarlayın.

## 8 Düğme engeli

- 2 bip sesi duyuncaya kadar arttırma düğmesini (+) 2 ve azaltma düğmesini (-) 4 aynı anda basılı tutun. Taşıma esnasında yanlışlıkla etkinleşmesini önlemek için düğmeler şimdi kilitlemiştir.
- Düğmelerin engelini kaldırmak için yukarıdaki adımı tekrar edin.

## 9 Temizleme

### UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü temizlemeden önce her zaman elektrik kaynağından ayırın.

### UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Aşındırıcı temizleyiciler, metal fırça kıllarına

sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.

- Temizlik için sıcak su kullanmayın.

1. Ürünü ılık su ve sabunla yıkayın.
2. Ürünü temizledikten sonra suyla iyice yıkayın ve kuru bir bezle tamamen kurulayın.

TR

## 10 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır.

- Ürünü sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.

## 11 Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ürünün gerektiği gibi şarj edildiğinden emin olun.</li><li>• Ürünün bir USB elektrik kaynağı ile bağlı olmadığından emin olun. Ürün şarj esnasında çalışmaz.</li></ul>
Ürün şarj olmuyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB kablosunun <b>10</b>, şarj bağlantısı <b>9</b> ve USB akım kaynağı arasına doğru bağlandığından emin olun.</li></ul>

## 12 Teknik bilgiler

Model:	FAC03
Nominal güç girişi:	5 V === I A
Çalışma gerilimi:	3,7 V
Batarya kapasitesi:	1 500 mAh, 5,55 Wh (lityum)
LED lambaların sayısı:	5
Şarj etme süresi:	2–3 saat

Ağırlık:	197,7 g
Koruma türü:	IPX6
Ölçüler (U × G × D):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 İmha

### 13.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

TR

### 13.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



#### **Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!**

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların kurallara

uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

#### **Bataryalar ve piller evsel atıklarla birlikte imha edilemez!**



Son kullanıcı olarak, tehlikeli maddeler\* içersin ya da içermesin, tüm batarya ve pilleri çevre dostu bir şekilde imha veya bertaraf edilebilmeleri için belediyenin/ilçenin toplama merkezine teslim etmekten yasal olarak sorumlusunuz.

Bataryalar dahil eksiksiz ürünü toplama merkezimize götürün ve bataryaların boşaltıldığından emin olun!

\*şöyle belirtilir: Cd = Kadmiyum, Hg = Cıva, Pb = Kurşun

## 14 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

## TR 15 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31(0)180-330550

E-posta: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## **Aviso legal**

A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

PT

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silkn Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silkn Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registadas da Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

# Índice

<b>1</b>	<b>Volume de fornecimento/peças do aparelho</b>	<b>128</b>
<b>2</b>	<b>Generalidades</b>	<b>128</b>
2.1	Ler e guardar o manual de instruções	128
2.2	Explicação dos símbolos	128
<b>3</b>	<b>Segurança</b>	<b>129</b>
3.1	Uso previsto	129
3.2	Indicações de segurança	130
<b>4</b>	<b>Verificar o produto e o volume de fornecimento</b>	<b>134</b>
<b>5</b>	<b>Carregar</b>	<b>135</b>
<b>6</b>	<b>Limpeza facial</b>	<b>135</b>
6.1	Dicas para a limpeza facial	136
6.2	Ligar/Desligar e selecionar o modo de funcionamento	136
6.3	Selecionar o nível de velocidade	136
6.4	Utilização	136
<b>7</b>	<b>Luz LED, infravermelhos e modo de arrefecimento</b>	<b>137</b>
7.1	Dicas para a luz LED, infravermelhos e modo de arrefecimento	138
7.2	Ligar/Desligar e selecionar o modo do LED	138
7.3	Utilização	139
7.4	Plano de aplicação	139
<b>8</b>	<b>Bloqueio das teclas</b>	<b>140</b>
<b>9</b>	<b>Limpeza</b>	<b>140</b>
<b>10</b>	<b>Armazenamento</b>	<b>141</b>
<b>11</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>141</b>
<b>12</b>	<b>Dados técnicos</b>	<b>141</b>
<b>13</b>	<b>Eliminação</b>	<b>142</b>
13.1	Eliminação da embalagem	142
13.2	Descarte do produto	142
<b>14</b>	<b>Informações sobre a garantia</b>	<b>143</b>
<b>15</b>	<b>Serviço de assistência ao cliente</b>	<b>143</b>

# 1 Volume de fornecimento/peças do aparelho

- |  |  |
|--|--|
| 1 Escova facial                          | 6 Superfície de arrefecimento              |
| 2 Tecla Aumentar (+)                     | 7 Luz de controlo do modo de arrefecimento |
| 3 Tecla de limpeza (⏻)                   | 8 Tecla do LED (⏻)                         |
| 4 Tecla Reduzir (-)                      | 9 Tomada de carregamento                   |
| 5 Luz LED + superfície de infravermelhos | 10 Cabo USB                                |

## 2 Generalidades

PT

### 2.1 Ler e guardar o manual de instruções



Este manual de instruções faz parte deste Bright Lux (a seguir denominado "produto") e contém informações importantes para a colocação em funcionamento e utilização.

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar o produto. Isto aplica-se, em particular, às indicações de segurança. O não-cumprimento deste manual de instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia e no Reino Unido. Noutros países, devem ser observadas as respetivas diretivas e leis específicas. Guarde o manual de instruções para uso posterior. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

### 2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e termos de sinalização são usados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.

#### ATENÇÃO!

Este símbolo/termo de sinalização indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

#### AVISO!

Este termo de sinalização indica possíveis danos materiais.





Este símbolo de sinalização fornece informações adicionais úteis sobre o manuseamento e a utilização.



Leia o manual de instruções.



Declaração de Conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Declaração de Conformidade: Os produtos marcados com este símbolo cumprem todas as normas aplicáveis no Reino Unido.



Este símbolo identifica a tensão estipulada e a corrente estipulada para a corrente contínua.



Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em espaços interiores secos).

**IPX6**

O produto está protegido contra jatos/respingos de água de alta pressão.

## 3 Segurança

### 3.1 Uso previsto

O produto foi concebido exclusivamente para a limpeza facial e para a melhoria da textura da pele, graças à tecnologia de luz LED, aos infravermelhos e ao arrefecimento. É destinado apenas a uso privado e não é apropriado para uso comercial.

O produto só deve ser usado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outro uso é considerado impróprio e pode resultar em danos à propriedade ou danos pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por uso incorreto ou impróprio.

### 3.2 Indicações de segurança

## ATENÇÃO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Utilize o produto apenas em conjunto com o cabo USB fornecido.
- Ligue o cabo USB do produto apenas a uma unidade de alimentação adequada (fonte de tensão SELV certificada segundo a IEC/EN 60335), que por sua vez é ligada a uma tomada de fácil acesso, para que possa ser desligado rapidamente da rede elétrica em caso de falha.
- Se forem detetados danos no produto ou o cabo USB estiver danificado, não coloque o produto em funcionamento.
- Não abra a estrutura, mas permita que especialistas executem a reparação. Para tal, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Reparações realizadas por conta própria, conexões incorretas ou uso incorreto anulam o direito a reclamações de responsabilidade e de garantia.
- Para as reparações só devem ser utilizadas peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.

- Não mergulhe o cabo USB em água nem noutros líquidos. Mantenha-o afastado da água.
- Antes do carregamento, certifique-se de que a tomada de carregamento está seca.
- Desligue sempre o produto quando não estiver em uso, ao limpá-lo ou em caso de erro de funcionamento. Sempre que o produto não estiver a carregar, retire o cabo USB da tomada.
- Nunca toque no cabo USB com as mãos húmidas ou molhadas.
- Não insira objetos na carcaça.
- Mantenha todas as partes do produto longe de chamas abertas e de superfícies quentes.
- Ao instalar o cabo USB, certifique-se de que este não se encontra numa posição/ num local em que se possa tropeçar nele.
- Nunca puxe o cabo USB pelo cabo para o retirar da tomada da alimentação elétrica. Deve, em vez disso, puxar sempre pela ficha do cabo.
- Não dobre o cabo USB e não o coloque sobre bordas afiadas.
- Carregue o produto apenas a temperaturas entre 0 e 40 °C.
- Use o produto apenas em espaços interiores.

## ATENÇÃO! PERIGO DE LESÃO!

- O produto pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com insuficiente experiência ou conhecimentos, na condição de que estas sejam vigiadas durante a utilização do produto ou recebam instruções sobre a utilização segura do mesmo, e se estiverem conscientes dos perigos associados à referida utilização. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças.
- Mantenha crianças menores de 8 anos afastadas do produto e do cabo USB.
- O produto não deve ser utilizado por mulheres grávidas, crianças, pessoas com epilepsia, pessoas com problemas de tiroide, pessoas que tomam medicamentos para a tiroide, pessoas fotoalérgicas ou pessoas que tomam medicamentos para tratar uma fotoalergia.
- Não use o produto nas pálpebras, nas cavidades dos olhos, perto de áreas com acne inflamatória, ou em áreas com erupção ou feridas.

- O produto não pode ser utilizado em caso de doenças de pele, supuração, feridas acidentais e pós-operatórias.
- Não reduza a utilização do produto a um único sítio na pele.
- Consulte o seu médico se não tiver a certeza de que pode utilizar o produto.
- Se sentir desconforto, se tiver reações anormais (por exemplo, comichão ou inflamação desconfortável) ou se a sua pele ficar desconfortavelmente quente, pare de utilizar o produto imediatamente.
- Em caso de utilização incorreta, o líquido pode escapar das pilhas – evite o contacto com o mesmo. O líquido vazado das pilhas pode causar irritações ou queimaduras.
- Em caso de contacto da pele, olhos ou mucosas com o líquido das pilhas, lave e enxague as áreas afetadas imediatamente com água limpa. Se necessário, consulte um médico.
- Não desmontar, curto-circuitar ou incinerar as pilhas.

## **AVISO! PERIGO DE DANOS!**

- Não utilize o produto para aplicar produtos de limpeza à base de argila ou silicone nem produtos de limpeza com partículas de esfoliação ou peeling, uma vez que podem

danificar os pontos de contacto em silicone do produto.

- Não exponha o produto à luz solar direta ou calor extremo.
- Limpe o produto após cada utilização, para evitar a acumulação de oleosidades e resíduos de produtos de limpeza facial.
- Deixe de utilizar o produto se as peças de plástico estiverem rachadas, partidas ou deformadas. Só substitua as peças danificadas por peças de substituição originais apropriadas.
- Não utilize o produto se ele tiver caído ou se estiver danificado de alguma forma. Se necessário, permita que o produto seja inspecionado e/ou reparado por técnicos qualificados.

#### **4 Verificar o produto e o volume de fornecimento**

##### **AVISO! PERIGO DE DANOS!**

- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir.

1. Retire o produto da embalagem.
2. Verifique se o volume de fornecimento está completo (veja **fig. A**).

3. Verifique se o produto ou os componentes estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser usado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

## 5 Carregar



- Carregue completamente o produto antes da primeira utilização do produto e se o nível de carga da bateria for baixo.
- Em caso de bateria fraca, o produto emite 2 bipes e a tecla de limpeza pisca 10 vezes, antes de o produto se desligar automaticamente. Carregue o produto.
- Enquanto a bateria estiver a carregar, o produto não pode ser utilizado.
- Se armazenar o produto durante um período longo, é necessário verificar o nível da bateria e carregar regularmente o produto.

1. Insira a extremidade menor do cabo USB **10** na tomada de carregamento **9** da bateria do produto.
2. Insira a extremidade maior do cabo USB na entrada USB de uma fonte de alimentação USB adequada (p. ex., unidade de alimentação USB).
3. Para carregar o produto, ligue a unidade de alimentação a uma tomada.  
O processo de carregamento inicia-se automaticamente. A tecla de limpeza (⏻) **3** pisca a branco durante o carregamento e permanece acesa, quando o carregamento está concluído.
4. Quando o processo de carga tiver terminado, desligue a unidade de alimentação USB da tomada e retire o cabo USB da tomada de carregamento do produto.

## 6 Limpeza facial



### AVISO! PERIGO DE LESÃO!

- Não utilize a escova facial durante mais de 2 minutos por limpeza ou mais de 2 vezes por dia.

## 6.1 Dicas para a limpeza facial

- Antes da primeira utilização, a escova facial **1** deve ser limpa de acordo com as instruções descritas no capítulo “Limpeza”.
- Antes de limpar uma área do rosto pela primeira vez, faça um teste de tolerância de pele, numa zona específica. Inicie a limpeza, apenas se não ocorrerem quaisquer efeitos adversos.
- A escova facial tem 2 modos de funcionamento disponíveis: Modo de vibração e modo pulsante. No modo de vibração, são aplicadas vibrações uniformes, sendo o objetivo do tratamento uma limpeza profunda suave. No modo pulsante, são geradas alternadamente vibrações de forte e de baixa intensidade, sendo o objetivo do tratamento proporcionar uma sensação calmante, semelhante à da massagem. Além disso, existem 7 níveis de velocidade para cada modo.

## 6.2 Ligar/Desligar e selecionar o modo de funcionamento

1. Prima uma vez a tecla de limpeza (⏻) **3**.  
A escova facial **1** está ligada e encontra-se no modo de vibração.  
A tecla de limpeza fica acesa a branco durante o funcionamento.
2. Prima pela segunda vez a tecla de limpeza (⏻).  
O aparelho liga-se no modo pulsante.
3. Prima pela terceira vez a tecla de limpeza (⏻).  
O aparelho desliga-se.

## 6.3 Selecionar o nível de velocidade

- Depois de selecionar o modo de funcionamento (de vibração ou pulsante), prima a tecla Aumentar (+) **2** ou a tecla Reduzir (-) **4**, para escolher o nível de velocidade (1–7). O nível padrão é o 4.

## 6.4 Utilização

1. Humedeça o seu rosto e a escova facial **1** com água tépida. Coloque o seu produto de limpeza facial no rosto (veja o passo 1 na **fig. B**).
2. Ligue a escova facial e selecione o modo de vibração e um nível de velocidade (veja as instruções nos capítulos anteriores).
3. Limpe o seu rosto, movendo a escova facial num movimento circular sobre o rosto (veja o passo 2 na **fig. B**).



- Utilize as cerdas mais grossas em áreas que requeiram uma limpeza de precisão (p. ex. zona do nariz, olhos e queixo). Utilize as cerdas mais finas para a limpeza de áreas maiores (p. ex. testa, bochechas e pescoço). Aconselhamos a que limpe cada área durante até 20 segundos.
  - Depois de iniciar a escova facial, ouvirá um bipe a cada 30 segundos informando sobre o tempo decorrido. O aparelho desligar-se-á automaticamente passados 2 minutos. Sempre que, durante a limpeza, comutar de modo de funcionamento ou mudar de nível de velocidade, verifique se o temporizador é repostado a zero.
- PT**
- Se desejar terminar a limpeza mais cedo, prima continuamente a tecla de limpeza (⏻) **3** até que a escova facial se desligue.
4. Lave o seu rosto e a escova facial com água abundante, secando, de seguida, o rosto e a escova facial com uma toalha limpa e seca (veja o passo 3 na **fig. B**).
  5. Aplique o seu sérum ou creme de dia/noite no seu rosto.
  6. Ligue a escova facial e seleccione o modo pulsante e um nível de velocidade (veja as instruções nos capítulos anteriores).
  7. Para massajar o rosto, desloque a escova facial ao longo da face, realizando movimentos circulares. Isto vai permitir estimular a circulação sanguínea e melhorar a absorção do produto de cuidado do rosto (veja o passo 4 na **fig. B**).
  - A escova facial desligar-se-á automaticamente passados 2 minutos.
  - Se desejar terminar a limpeza mais cedo, prima continuamente a tecla de limpeza (⏻) até que a escova facial se desligue.
  8. Depois de usar a escova facial, limpe-a a fundo (veja o capítulo "Limpeza").

## 7 Luz LED, infravermelhos e modo de arrefecimento

### AVISO! PERIGO DE LESÃO!

- Não utilize a luz LED + superfície de infravermelhos e a superfície de arrefecimento durante mais de 15 minutos por funcionamento do LED.

## 7.1 Dicas para a luz LED, infravermelhos e modo de arrefecimento

- Antes da primeira utilização, a luz LED + superfície de infravermelhos **5** e a superfície de arrefecimento **6** devem ser limpas de acordo com as instruções descritas no capítulo “Limpeza”.
- A luz LED + superfície de infravermelhos foi concebida exclusivamente para restaurar o brilho e a elasticidade da sua pele. Pode ainda optar pelo modo de arrefecimento, que reduz o inchaço nos olhos e proporciona um aspeto mais luminoso.
- Para melhorar a pele, pode escolher de entre 5 modos com efeitos diferentes:

Modo	Ideal para
Luz LED vermelha + infravermelhos	Reduzir as linhas e as rugas, estimular o colagénio e melhorar a circulação sanguínea
Luz LED azul + infravermelhos	Reduz a vermelhidão e as impurezas resultantes do acne, tornando a textura da pele mais clara
Luz LED amarela + infravermelhos	Melhora o equilíbrio de hidratação da pele e acalma a pele seca e sensível
Luz LED roxa + infravermelhos	Previne o envelhecimento da pele e reduz as impurezas da pele, melhora a vitalidade e o brilho da pele
Luz LED vermelha + infravermelhos + arrefecimento	Reduz o inchaço dos olhos e proporciona um aspeto mais brilhante

## 7.2 Ligar/Desligar e selecionar o modo do LED

1. Prima uma vez a tecla do LED (⏻) **8**.  
A luz LED + superfície de infravermelhos **5** é ativada no **modo de LED vermelho**.
2. Prima pela segunda vez a tecla do LED (⏻).  
O aparelho liga-se no **modo de LED azul**.
3. Prima pela terceira vez a tecla do LED (⏻).  
O aparelho liga-se no **modo de LED amarelo**.
4. Prima pela quarta vez a tecla do LED (⏻).  
O aparelho liga-se no **modo de LED roxo**.

5. Prima pela quinta vez a tecla do LED (⏻).

O aparelho liga-se no **modo de LED vermelho + arrefecimento**. Neste modo, a luz LED + superfície de infravermelhos acende a vermelho e a superfície de arrefecimento **6** arrefece até cerca de 6 °C. A luz de controlo do modo de arrefecimento **7** acende-se também.

6. Prima pela sexta vez a tecla do LED (⏻).

O aparelho desliga-se.

**Dica:** pode seleccionar directamente o modo de LED vermelho + modo de arrefecimento, sem premir a tecla do LED mais vezes. Prima continuamente a tecla do LED (⏻) num modo de LED qualquer, até ativar o LED vermelho + modo de arrefecimento.

### 7.3 Utilização

1. Limpe e seque totalmente o seu rosto. Certifique-se de que não tem maquilhagem nem impurezas.
2. Ligue a luz LED + superfície de infravermelhos **5** e seleccione um modo de LED (veja as instruções nos capítulos anteriores).
3. Desloque a luz LED + superfície de infravermelhos em círculos sobre o seu rosto.
  - Depois de iniciar a luz LED + superfície de infravermelhos, ouvirá um bipe a cada 30 segundos informando sobre o tempo decorrido. O aparelho desligar-se-á automaticamente passados 10 minutos (em qualquer modo LED) ou 2 minutos (LED vermelho + modo de arrefecimento). Sempre que, durante o funcionamento do LED, comutar de modo, verifique se o temporizador é reposto a zero.
  - Se pretender terminar o modo de LED mais cedo, prima continuamente a tecla do LED (⏻) **8**, até que o aparelho se desligue.
4. Após o funcionamento do LED, aplique o seu sérum ou creme de dia/noite no seu rosto.

### 7.4 Plano de aplicação

Ao utilizar a luz LED + superfície de infravermelhos **5** pela primeira vez, siga o plano de aplicação abaixo:

Primeira semana	Utilizar uma vez a cada 3 dias durante 10 minutos de cada vez, no máximo.
Segunda semana	Utilizar uma vez a cada 2 dias durante 10 minutos de cada vez, no máximo.

Terceira semana	Utilizar uma vez a cada 2 dias durante 10–15 minutos de cada vez, no máximo.
Quarta semana	Utilizar todos os dias durante 10–15 minutos de cada vez, no máximo.

Assim que começar a ver resultados, adapte a frequência para uma ou duas vezes por semana.

## 8 Bloqueio das teclas

- Prima continuamente a tecla Aumentar (+) **2** e a tecla Reduzir (-) **4** ao mesmo tempo até ouvir 2 bipes. As teclas ficam assim bloqueadas, para evitar uma ativação indesejada durante o transporte.
- Repita o passo acima para desbloquear as teclas.

## 9 Limpeza



### **ATENÇÃO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!**

- Antes de limpar, desligue sempre o produto da alimentação elétrica.

### **AVISO! PERIGO DE DANOS!**

- Não use produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas metálicas ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e similares.
  - Não use água quente para limpar.
1. Lave o produto com água tépida e sabão.
  2. Após a limpeza, lave bem o produto com água e seque-o bem com um pano seco.

## 10 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento.

- Armazene o produto num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.
- Armazene o produto de forma que seja inacessível para crianças.

## 11 Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenos erros que se pode consertar pessoalmente. Siga as instruções na tabela a seguir. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

Falha	Possível causa e solução
O produto não funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que o produto está corretamente carregado.</li><li>• Certifique-se de que o produto não está ligado à fonte de alimentação USB. O produto não funciona durante o carregamento.</li></ul>
Não é possível carregar o produto.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que o cabo USB <b>10</b> está corretamente ligado entre a tomada de carregamento <b>9</b> e a fonte de alimentação USB.</li></ul>

## 12 Dados técnicos

Modelo:	FAC03
Potência nominal de entrada:	5 V === 1 A
Tensão operacional:	3,7 V
Capacidade da bateria:	1500 mAh, 5,55 Wh (lítio)
Número de luzes LED:	5
Tempo de carregamento:	2–3 horas
Peso:	197,7 g
Tipo de proteção:	IPX6
Dimensões (C × L × P):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Eliminação

### 13.1 Eliminação da embalagem



Elimine separadamente os componentes da embalagem. Cartão e papelão devem ser entregues ao centro de recolha de papel usado, filmes devem ser enviados ao centro de recolha de materiais recicláveis.

### 13.2 Descarte do produto

(Aplicável na União Europeia e em outros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



**Os aparelhos velhos não devem ser descartados com o lixo doméstico!**

Se o produto não puder mais ser usado, **descarte-o de acordo com os regulamentos vigentes em seu estado ou país**. Isso garante que os aparelhos velhos sejam devidamente reciclados e que sejam evitados efeitos negativos sobre o ambiente. Portanto,

equipamentos elétricos e eletrônicos são marcados com o símbolo mostrado aqui.

**As baterias e pilhas usadas não devem ser descartadas no lixo doméstico!**



Na qualidade de consumidor final, tem a obrigação legal de entregar todas as pilhas e pilhas recarregáveis – independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas\* – num ponto de recolha local/municipal ou junto de um representante comercial/

revendedor, para assegurar que estas são eliminadas de modo ambientalmente correto.

Entregue o produto completo (incluindo a bateria) no ponto de recolha da sua zona e certifique-se de que a bateria está descarregada!

\*marcado com: Cd = Cádmio, Hg = Mercúrio, Pb = Chumbo

## **14 Informações sobre a garantia**

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

**PT**

## **15 Serviço de assistência ao cliente**

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) como PDF.

Número de serviço: +31(0)180-330550

Email: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

Silk'n Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silk'n Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene  
www.silk'n.eu – info@silk'n.eu



# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Leveringsomfang/apparatdele</b>	<b>146</b>
<b>2</b>	<b>Generelt</b>	<b>146</b>
2.1	Læs og opbevar brugsanvisningen	146
2.2	Symbolforklaring	146
<b>3</b>	<b>Sikkerhed</b>	<b>147</b>
3.1	Forskriftsmæssig brug	147
3.2	Sikkerhedsoplysninger	147
<b>4</b>	<b>Kontroller produkt og indhold</b>	<b>152</b>
<b>5</b>	<b>Opladning</b>	<b>152</b>
<b>6</b>	<b>Ansigtsrengøring</b>	<b>153</b>
6.1	Tips til ansigtsrengøringen	153
6.2	Tænd/sluk og vælg driftstilstand	153
6.3	Vælg hastighedsindstilling	153
6.4	Anvendelse	153
<b>7</b>	<b>LED-lampe, infrarød og køletilstand</b>	<b>154</b>
7.1	Tips til LED-lampen, infrarød og køletilstand	155
7.2	Tænd/Sluk og valg af LED-tilstand	155
7.3	Anvendelse	156
7.4	Anvendelsesplan	156
<b>8</b>	<b>Knaplås</b>	<b>157</b>
<b>9</b>	<b>Rengøring</b>	<b>157</b>
<b>10</b>	<b>Opbevaring</b>	<b>157</b>
<b>11</b>	<b>Fejlfinding</b>	<b>158</b>
<b>12</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>158</b>
<b>13</b>	<b>Bortskaffelse</b>	<b>158</b>
13.1	Bortskaf emballage	158
13.2	Bortskaf produkt	159
<b>14</b>	<b>Garantiinformationer</b>	<b>159</b>
<b>15</b>	<b>Kundeservice</b>	<b>160</b>

# I Leveringsomfang/apparatdele

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 Ansigtsbørste             | 6 Køleflade                      |
| 2 Hæv-knap (+)              | 7 Kontrollampen til køletilstand |
| 3 Rengøringsknap (⏻)        | 8 LED-knap (⏻)                   |
| 4 Sænk-knap (-)             | 9 Opladertilslutning             |
| 5 LED-lampe + infrarødflade | 10 USB-kabel                     |

## 2 Generelt

### 2.1 Læs og opbevar brugsanvisningen



Denne brugsanvisning gælder for dette Bright Lux produkt (i det følgende kaldet "produkt"). Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og anvendelse.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for sikkerhedsoplysningerne. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU og Storbritannien. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

### 2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

#### ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

#### BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer om håndteringen og brugen.



Læs brugsanvisningen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle Storbritanniens gældende regler og lovgivninger.



Dette symbol markerer målingsspændingen og målingsstrømmen for jævnstrøm.



Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnet til brug i hjemmet (i tørre indendørsrum).

**IPX6**

Produktet er beskyttet mod kraftige vandstråler.

## 3 Sikkerhed

### 3.1 Forskriftsmæssig brug

Produktet er udelukkende beregnet til rengøring af ansigtet og forbedring af huden ved hjælp af LED-lysteknologi, infrarød og køling. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervmæssig anvendelse.

Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskader. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

### 3.2 Sikkerhedsoplysninger



**ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!**

- Brug kun produktet med det medfølgende USB-kabel.

- Tilslut kun produktets USB-kabel til en egnet strømadapter (en SELV-strømkilde, der er certificeret iht. IEC/EN 60335), som igen er tilsluttet til en lettilgængelig stikdåse, så du i tilfælde af en forstyrrelse hurtigt kan koble det fra elnettet.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det er beskadiget eller hvis USB-kablet er defekt.
- Åbn ikke kabinettet, men overlad reparationen til fagfolk. Henvend dig i den forbindelse til kundeservice. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening bortfalder hæftelses- og garantikrav.
- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette produkt findes der elektriske og metalliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Nedsenk ikke USB-kablet i vand eller andre væsker. Må ikke komme i nærheden af vand.
- Sørg for, at opladertilslutningen er tør, før den oplades.
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når det rengøres, eller hvis der er opstået en fejl. Frakobl altid USB-kablet, når du ikke oplader produktet.
- Rør aldrig ved USB-kablet med våde eller fugtige hænder.

- Stik ikke nogen genstande ind i kabinettet.
- Hold alle produktets dele væk fra åben ild og varme overflader.
- Udlæg USB-kablet således, at man ikke kan falde over det.
- Træk ikke USB-kablet ud af strømadapteren ved at trække i kablet, tag derimod altid fat om kablets stik.
- USB-kablet må ikke bøjes sammen og placeres over skarpe kanter.
- Oplad kun produktet til temperaturer mellem 0 og 40 °C.
- Anvend kun produktet indendørs.

### **ADVARSEL! SKADESFARE!**

- Produktet kan bruges af børn over 8 år, og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller af personer med mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i den sikre brug af produktet, og hvis de har forstået de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn.
- Hold børn under 8 år væk fra produktet og USB-kablet.
- Produktet må ikke bruges af gravide, børn, personer med epilepsi,

skjoldbruskkirtelpatienter, personer, der tager skjoldbruskkirtelmedicin, personer, der er fotoallergiske, eller personer, der tager medicin til behandling af lysallergi.

- Anvend ikke produktet på øjenlågene, i øjenhulerne, omkring områder med betændt akne eller i områder med udslæt eller sår.
- Produktet må ikke anvendes ved hudsygdomme, sår, sår, sår, sår opstået grundet ulykker samt postoperative sår.
- Fokuser ikke kun produktet på et enkelt sted på huden, mens du bruger det.
- Kontakt din læge, hvis du ikke er sikker på, om du kan bruge produktet.
- Hvis du føler dig utilpas, hvis du får unormale reaktioner (f.eks. kløe eller ubehagelig betændelse), eller hvis din hud bliver ubehageligt varm, skal du stoppe med at bruge produktet med det samme.
- Ved utilsigtet brug kan der sive væske ud af batteriet – undgå kontakt med den. Væske, der siver ud af batterier, kan medføre irritationer eller ætsninger.
- Hvis hud, øjne eller slimhinder kommer i kontakt med batterivæske, så vask og skyl straks de berørte steder med rent vand. Kontakt eventuelt en læge.

- Batterier må ikke ødelægges, kortsluttes eller smides ind i åben ild.

## **BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!**

- Brug ikke ler- eller silikonebaserede rengøringsmidler og heller ikke kornede rengøringsmidler eller peelingmidler sammen med produktet, da dette kan beskadige produktets bløde silikone-kontaktpunkter.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller ekstrem varme.
- Rengør produktet efter hver brug for at undgå, at der samler sig olieholdige rester og rester af ansigtsrensprodukter.
- Anvend ikke længere produktet, hvis plastdelene er revnet, brudt eller deformet. Erstat beskadigede dele kun med tilsvarende originale reservedele.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det er faldet ned eller blevet beskadiget på anden måde. Få evt. kvalificerede teknikere til at kontrollere og/eller reparere produktet.

DA

## 4 Kontroller produkt og indhold

### BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.
1. Tag produktet ud af emballagen.
  2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
  3. Kontroller, om produktet eller enkeltdele er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet. Henvend dig til vores kundeservice.

DA

## 5 Opladning



- Oplad produktet fuldstændigt før første ibrugtagning og ved svagt batteri.
  - Ved svag batteriydelse afgiver produktet 2 pibelyde, og rengøringsknappen blinker 10 gange, inden produktet slukker automatisk. Oplad produktet.
  - Produktet kan ikke bruges under opladningen.
  - Hvis produktet opbevares i længere tid, skal batteriniveauet kontrolleres, og produktet oplades regelmæssigt.
1. Stik den mindre ende af USB-kablet **10** ind i produktets opladertilslutning **9**.
  2. Stik USB-kablets større ende ind i en egnet strømkildes USB-stik (f.eks. USB-strømadapter).
  3. Stik USB-strømadapteren ind i en stikkontakt til opladning. Opladningen starter automatisk. Rengøringsknappen (⏻) **3** blinker hvidt under opladningen og fortsætter med at lyse, når opladningen er afsluttet.
  4. Når opladningen er afsluttet, træk USB-strømforsyningen ud af stikkontakten, og træk USB-kablet ud af produktets opladertilslutning.




## 6 Ansigtsrensning






### ADVARSEL! SKADESFARE!

- Brug ikke ansigtsbørsten længere end 2 minutter pr. rengøring og ikke oftere end 2 gange om dagen.



#### 6.1 Tips til ansigtsrensningen

- Rengør ansigtsbørsten  inden første brug som beskrevet i kapitlet "Rengøring".
- Inden du rengør et ansigtsparti for første gang, skal du udføre en hudtest. Begynd først rengøringen, hvis der ikke er nogen form for bivirkninger.
- Ansigtsbørsten har 2 driftstilstande: Vibrationstilstand og pulserende tilstand. I vibrationstilstanden anvendes der ensartede vibrationer, som sørger for en blid dybderensning. I den pulserende tilstand dannes der skiftevis kraftige og svage vibrationer, som yder en velgørende, masserende effekt. Desuden findes der for hver tilstand 7 hastighedsindstillinger.


#### 6.2 Tænd/sluk og vælg driftstilstand

1. Tryk én gang på rengøringsknappen   3.  
Ansigtsbørsten  er tændt og er i vibrationstilstand.  
Under driften lyser rengøringsknappen hvid.
  2. Tryk yderligere en gang på rengøringsknappen .
  3. Tryk en tredje gang på rengøringsknappen .
- Apparatet slukker.

#### 6.3 Vælg hastighedsindstilling

- I den valgte driftstilstand (vibrerende eller pulserende) skal du trykke på Hæv-knappen (+)  eller Sænk-knappen (-)  for at vælge hastigheden (1-7). Standardindstillingen er 4.

#### 6.4 Anvendelse

1. Fugt ansigtet og ansigtsbørsten  med lunkent vand. Påfør dit ansigtsrenseprodukt på ansigtet (se trin 1 i **ill. B**).
2. Tænd for ansigtsbørsten, og vælg vibrationstilstanden og en hastighedsindstilling (se anvisningerne i de forrige kapitler).

3. Rengør dit ansigt ved at bevæge ansigtsbørsten hen over ansigtet med cirkelbevægelser (se trin 2 i **ill. B**).
  - Brugen de tykkere knopper til områder, hvor en præcis rengøring er nødvendig (f.eks. i området omkring næse, øjne og hagen). Brug de tyndere knopper til de større områder (f.eks. pande, kinder og hals). Vi anbefaler, at du ikke rengør et område i mere end 20 sekunder.
  - Når ansigtsbørsten er i gang, hører du hvert 30 sekund en pibelyd, som informerer dig om den tid, der er gået. Apparatet slukker automatisk efter 2 minutter.  
Vær opmærksom på, at timeren nulstilles, hvis du under rengøringen skifter driftstilstand eller ændrer hastighedsindstillingen.
  - Hvis du vil afslutte rengøringen før tid, hold rengøringsknappen (⏻) **3** nede, indtil ansigtsbørsten slukker.
4. Skyl dit ansigt og ansigtsbørsten grundigt med vand, og lad det tørre, og/eller tør efter med et rent, tørt håndklæde (se trin 3 i **ill. B**).
5. Påfør dit serum eller din dag-/natcreme på dit ansigt.
6. Tænd for ansigtsbørsten, og vælg den pulserende tilstand og en hastighedsindstilling (se anvisningerne i de forrige kapitler).
7. Masser ansigtet, idet du bevæger ansigtsbørsten hen over ansigtet med cirkelbevægelser for at stimulere blodcirkulationen og fremme indtrængen af hudplejeproduktet (se trin 4 i **ill. B**).
  - Ansigtsbørsten slukker automatisk efter 2 minutter.
  - Hvis du vil afslutte rengøringen før tid, hold rengøringsknappen (⏻) nede, indtil ansigtsbørsten slukker.
8. Rengør ansigtsbørsten grundigt efter brug (se kapitlet "Rengøring").

## 7 LED-lampe, infrarød og køletilstand



### ADVARSEL! SKADESFARE!

- Brug ikke LED-lampen + infrarødfladen samt kølefladen længere end 15 minutter pr. LED-proces.

## 7.1 Tips til LED-lampen, infrarød og køletilstand

- Rengør LED-lampen + infrarødfladen **5** samt kølefladen **6** inden første brug som beskrevet i kapitlet "Rengøring".
- LED-lampen + infrarødfladen er beregnet til at genoprette din huds glans og elasticitet. Du kan også vælge køletilstanden, der reducerer hævede øjenpartier og giver et strålende udseende.
- Du kan vælge blandt 5 tilstande med forskellig virkning for at forbedre din hud:

Tilstand	Bedst egnet til
Rød LED-lampe + infrarød	Reducerer fine linjer og rynker, stimulerer kollagen og forbedrer blodcirkulationen
Blå LED-lampe + infrarød	Reducerer røde pletter og urenheder, der er forårsaget af akne, og giver en mere klar hud
Gul LED-lampe + infrarød	Forbedrer hudens fugtighed, og beroliger tør og følsom hud
Lilla LED-lampe + infrarød	Forebygger hudaldring og reducerer urenheder, forbedrer hudens vitalitet og udstråling
Rød LED-lampe + infrarød + køling	Reducerer hævede øjenpartier, og giver et strålende udseende

## 7.2 Tænd/Sluk og valg af LED-tilstand

1. Tryk én gang på LED-knappen (⏻) **8**.  
LED-lampen + infrarødfladen **5** tænder i den **røde LED-tilstand**.
2. Tryk yderligere én gang på LED-knappen (⏻).  
Apparatet skifter til **blå LED-tilstand**.
3. Tryk en tredje gang på LED-knappen (⏻).  
Apparatet skifter til **gul LED-tilstand**.
4. Tryk en fjerde gang på LED-knappen (⏻).  
Apparatet skifter til **lilla LED-tilstand**.
5. Tryk en femte gang på LED-knappen (⏻).  
Apparatet skifter til **rød LED- + køletilstand**. I denne tilstand lyser LED-lampen + infrarødfladen rød, og kølefladen **6** nedkøles til 6 °C. Også kontrollampen til køletilstanden **7** lyser.
6. Tryk en sjette gang på LED-knappen (⏻).  
Apparatet slukker.

**Tip:** Du kan vælge den røde LED- + køletilstand uden at trykke LED-knappen flere gange. Til det skal du holde LED-knappen (⏻) nede i en hvilken som helst LED-tilstand, indtil den røde LED- + køletilstand er aktiveret.

### 7.3 Anvendelse

1. Rens og tør dit ansigt grundigt. Sørg for, at der ikke er noget makeup og snavs.
2. Tænd LED-lampen + infrarødfladen **5**, og vælg en LED-tilstand (se anvisningerne i de forrige kapitler).
3. Bevæg LED-lampen + infrarødfladen med cirkelbevægelser hen over dit ansigt.
  - Når LED-lampen + den infrarøde flade er i gang, hører du hvert 30 sekund en pibelyd, som informerer dig om den tid, der er gået. Efter 10 minutter (i en hvilken som helst LED-tilstand) eller 2 minutter (rød LED- + køletilstand) slukker apparatet automatisk. Vær opmærksom på, at timeren altid nulstilles, hvis du skifter tilstand under LED-processen.
  - Hvis du vil afslutte LED-processen før tid, hold LED-knappen (⏻) **8** nede, indtil apparatet slukker.
4. Påfør efter LED-processen et serum og/eller en dag-/natcreme på dit ansigt.

DA



### 7.4 Anvendelsesplan

Hvis det er første gang, du bruger LED-lampen + infrarødfladen **5**, følg nedennævnte anvendelsesplan:

Første uge	Bruges én gang hver 3. dag i maksimalt 10 minutter pr. gang
Anden uge	Bruges én gang hver 2. dag i maksimalt 10 minutter pr. gang
Tredje uge	Bruges én gang hver 2. dag i maksimalt 10-15 minutter pr. gang
Fjerde uge	Bruges hver dag i maks. 10-15 minutter

Når du ser resultater, skal du justere hyppigheden til en eller to gange om ugen.

## 8 Knaplås

- Hold Hæv- (+)  og Sænk-knappen (-)  nede på samme tid, indtil der lyder 2 pibelyde. Knapperne er nu låst for at forhindre, at produktet aktiveres under transport ved en fejl.
- Gentag ovennævnte trin for at låse op for knapperne igen.

## 9 Rengøring

### ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Adskil altid produktet fra strømkilden inden rengøringen.

### BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Anvend ingen skrappe rengøringsmidler, børster med metalbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsredskaber som knive, hårde spartler eller lignende.
  - Brug ikke varmt vand til rengøringen.
1. Rens produktet med lunkent vand og sæbe.
  2. Skyl produktet grundigt med vand efter rengøringen, og tør det med en tør klud.

## 10 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre.

- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, som beskytter mod varme temperaturer og direkte sollys.
- Opbevar produktet på en sådan måde, at det er utilgængeligt for børn.

## 11 Fejlfinding

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, om produktet er opladet korrekt.</li><li>• Sørg for, at produktet ikke er tilsluttet en USB-strømkilde. Produktet virker ikke under opladning.</li></ul>
Produktet kan ikke oplades.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at sikre, at USB-kablet <b>10</b> er tilsluttet korrekt mellem opladertilslutningen <b>9</b> og USB-strømkilden.</li></ul>

DA

## 12 Tekniske data

Model:	FAC03
Nominel indgangseffekt:	5 V === 1 A
Driftsspænding:	3,7 V
Batterikapacitet:	1.500 mAh, 5,55 Wh (litium)
Antal LED-lamper:	5
Opladningstid:	2–3 timer
Vægt:	197,7 g
Beskyttelsesform:	IPX6
Mål (L × B × D):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Bortskaffelse

### 13.1 Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

## 13.2 Bortskaf produkt

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



### **Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!**

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land**. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste

symbol.

### **Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes via dagrenovationen!**



Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe samtlige batterier og akkumulatorer – uanset, om de indeholder farlige stoffer\*, eller ej – på et dertil egnet kommunalt eller andet offentligt indsamlingssted, eller til aflevering hos en forhandler,

således at affaldet bortskaffes miljøbevidst.

Bring det fuldstændige produkt (herunder akkumulatoren) til dit indsamlingssted, og sørg for, at akkumulatoren er afladet!

\*kendetegnet med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

## 14 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

## 15 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som PDF.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-mail: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



## Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V.s patentrettigheter.

Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Leveringsomfang/apparatets deler</b>	<b>163</b>
<b>2</b>	<b>Generelt</b>	<b>163</b>
2.1	Les og ta vare på bruksanvisningen	163
2.2	Symbolforklaring	163
<b>3</b>	<b>Sikkerhet</b>	<b>164</b>
3.1	Riktig bruk	164
3.2	Sikkerhetsanvisninger	164
<b>4</b>	<b>Kontroller produktet og leveringsomfanget</b>	<b>168</b>
<b>5</b>	<b>Lading</b>	<b>169</b>
<b>6</b>	<b>Ansiktsrens</b>	<b>169</b>
6.1	Tips til ansiktsrens	170
6.2	Av/På og valg av driftsmodus	170
6.3	Stille inn hastigheten	170
6.4	Til bruk	170
<b>7</b>	<b>LED-lampe, infrarød, kjølemodus</b>	<b>171</b>
7.1	Tips til LED-lampe, infrarød, kjølemodus	171
7.2	Av/På og valg av LED-modus	172
7.3	Til bruk	172
7.4	Bruksplan	173
<b>8</b>	<b>Tastesperre</b>	<b>173</b>
<b>9</b>	<b>Rengjøring</b>	<b>173</b>
<b>10</b>	<b>Oppbevaring</b>	<b>174</b>
<b>11</b>	<b>Feilsøking</b>	<b>174</b>
<b>12</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>175</b>
<b>13</b>	<b>Kassering</b>	<b>175</b>
13.1	Kaste emballasjen	175
13.2	Kaste produktet	175
<b>14</b>	<b>Garantiinformasjon</b>	<b>176</b>
<b>15</b>	<b>Kundeservice</b>	<b>176</b>

# I Leveringsomfang/apparatets deler

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Ansiktsbørste             | 6 Kjøleflate                 |
| 2 Oppovertast (+)           | 7 Kontrolllys for kjølemodus |
| 3 Rengjøringstast (⏻)       | 8 LED-knappen (⏻)            |
| 4 Nedovertast (-)           | 9 Ladekontakt                |
| 5 LED-lampe + infrarødflate | 10 USB-kabel                 |

## 2 Generelt

### 2.1 Les og ta vare på bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen tilhører Bright Lux (heretter kalt «produktet»). Den inneholder viktig informasjon om oppstart og bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene. Hvis du

ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU og Storbritannia. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

### 2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.

#### **ADVARSEL!**

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risiko-grad som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

#### **LES DETTE!**

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.



Les bruksanvisningen.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle bestemmelser som kommer til anvendelse i Storbritannia.



Dette symbolet kjennetegner merkespenning og merkestrøm for likestrøm.



Apparater som er merket med dette symbolet, egner seg bare til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).

**IPX6**

Produktet er beskyttet mot sterk vannstrøm.

**NO**

## 3 Sikkerhet

### 3.1 Riktig bruk

Produktet er kun utviklet til ansiktrens og for å forbedre huden ved hjelp av LED-lysteknologi, infrarød og kjøling. Det er utelukkende brukt privat og er ikke egnet til næringsformål.

Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for materielle eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

### 3.2 Sikkerhetsanvisninger



## ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Produktet skal bare brukes sammen med den vedlagte USB-kabel.
- Du må kun koble produktets USB-kabel til en egnet strømadapter (SELV-adapter sertifisert i henhold til IEC/EN 60335), som igjen må kobles til en lett tilgjengelig

stikkontakt, slik at du raskt kan trekke den ut av støpselet dersom der skulle oppstå en feil.

- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller USB-kabelen er defekt.
- Du må ikke åpne apparatet, men overlate reparasjonen til fagfolk. Henvend deg da til kundeservice. Ved reparasjoner utført på egen hånd, ukyndig tilkobling eller feil betjening er ansvars- og garantikrav utelukket.
- Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige apparatspesifikasjonene. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.
- Ikke dypp USB-kabelen i vann eller annen væske. Hold produktet unna vann!
- Forsikre deg om at ladekontakten er tørr før du lader.
- Du må alltid slå av produktet når det ikke er i bruk, når det rengjøres eller dersom det foreligger en feil. Du må trekke ut USB-kabelen når produktet ikke er på lading.
- Du må aldri ta i USB-kabelen med våte eller fuktige hender.
- Ikke stikk gjenstander inn i produktet.
- Hold alle produktets deler unna åpen ild og varme overflater.

- Legg USB-kabelen slik at ingen snubler i den.
- Ta alltid tak i selve støpselet når du trekker USB-kabelen ut av stikkontakten, ikke dra i ledningen.
- Ikke knekk USB-kabelen og ikke legg den over skarpe kanter.
- Lad produktet kun ved temperaturer mellom 0 og 40 °C.
- Produktet skal kun benyttes innendørs.



## **ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

NO

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan produktet skal brukes på en sikker måte, og har forstått hvilke farer som kan oppstå. Barn skal ikke bruke produktet som leketøy. Renhold og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- Hold barn under 8 år unna produktet og USB-kabelen.
- Produktet skal ikke brukes av gravide personer, barn, mennesker med epilepsi, skjoldkirtelpasienter, mennesker som bruker legemidler i forbindelse med skjoldkirtelen, personer med fotoallergiske

reaksjoner eller personer som bruker legemidler til behandling av lysallergi.

- Ikke bruk apparatet på øyelokkene, i øyehulen, rundt områder med betent akne eller på områder med utslett eller sår.
- Produktet må ikke brukes ved hudsykdommer, sår med puss, sår etter ulykke eller postoperative sår.
- Du må ikke fokusere produktet på ett sted på huden når du bruker det.
- NO** • Rådfør deg med legen din hvis du er usikker på om du kan bruke produktet.
- Stans bruken av produktet hvis du føler deg uvel, opplever uvanlige reaksjoner (f.eks. kløe eller ubehagelig betennelse) eller hvis huden blir ubehagelig varm.
- Ved feil bruk kan væske lekke fra batteriet – unngå kontakt med det. Væsker som lekker fra batterier kan forårsake irritasjon eller etseskader.
- Kommer batterivæsken i kontakt med hud, øyne eller slimhinner, må du skylle dette stedet omgående med rent vann. Ta kontakt med en lege om nødvendig.
- Batterier må ikke demonteres, kortsluttes eller kastes i ild.

## LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk leire eller silikonbaserte renseprodukter og unngå skrubbeprodukter eller grovkornete renseprodukter sammen med produktet, da dette kan ødelegge produktets myke silikon-kontaktpunkter.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys eller ekstrem varme.
- Rengjør produktet etter hver bruk for å unngå at det samler seg opp oljerester eller rester av ansiktsrens.
- Ikke bruk produktet dersom plastdelene er sprukket, brukket eller deformert. Skadede deler skal bare erstattes med tilsvarende originale reservedeler.
- Du må aldri bruke produktet hvis det har falt ned eller på en eller annen måte er skadet. La kvalifiserte teknikere kontrollere og/eller reparere produktet om nødvendig.

## 4 **Kontroller produktet og leveringsomfanget**

### LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.



1. Ta produktet ut av emballasjen.
2. Forsikre deg om at innholdet i pakken er fullstendig (se **fig. A**).
3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

## 5 Lading



- Før første gangs bruk eller ved svakt batteri, skal du lade det opp fullstendig.
- Ved svak batteriytelse kommer det 2 pipelyder fra produktet og rengjøringsstasten blinker 10 ganger før produktet slår seg av automatisk. Lad produktet.
- Produktet kan ikke brukes mens batteriet lades.
- Hvis produktet oppbevares i lengre tid, må batteritilstanden kontrolleres og produktet regelmessig lades opp.

NO

1. Sett den lille enden av USB-kabelen **10** i ladekontakten **9** på produktet.
2. For å lade kobler du den større enden av USB-kabelen til USB-porten til en passende USB-strømkilde (f.eks. USB-adapter).
3. Sett USB-strømadapteren i en stikkontakt for lading. Ladingen starter automatisk. Rengjøringsstasten (⏻) **3** blinker hvitt mens ladingen pågår og lyser videre når ladingen er avsluttet.
4. Trekk USB-adapteren ut av stikkontakten og koble USB-kabelen fra produktets ladekontakt når ladingen er fullført.

## 6 Ansiktsrens

**⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- Ikke bruk ansiktsbørsten i mer enn 2 minutter per rens og ikke oftere enn 2 ganger om dagen.

## 6.1 Tips til ansiktsrens

- Rengjør ansiktsbørsten **1** før første gangs bruk, som beskrevet i kapittelet «Rengjøring».
- Før du behandler et hudparti for første gang, må du teste et sted på huden om huden din tåler det. Du skal bare begynne med behandlingen så lenge det ikke oppstår bivirkninger.
- Ansiktsbørsten har 2 driftsmoduser: Vibrasjonsmodus og en pulserende modus I vibrasjonsmodusen vibrerer ansiktsbørsten jevnt for en skånsom dybderens. I den pulserende modusene veksler ansiktsbørsten mellom sterke og svake vibrasjoner for en behagelig, massasjelignende effekt. I tillegg har vært modus 7 ulike hastigheter.

## 6.2 Av/På og valg av driftsmodus

1. Trykk én gang på rengjøringstasten (**⏻**) **3**.  
Ansiktsbørsten **1** er slått på og befinner seg i vibrasjonsmodus.  
Rengjøringstasten lyser hvitt når den er i drift.
2. Trykk på rengjøringstasten (**⏻**) en gang til.  
Produktet veksler til pulserende modus.
3. Trykk på rengjøringstasten (**⏻**) for tredje gang.  
Børsten slår seg av.

## 6.3 Stille inn hastigheten

- Mens ansiktsbørsten er i ønsket driftsmodus (vibrerende eller pulserende), trykker du på oppovertasten (+) **2** eller nedovertasten (-) **4** for å velge hastighet (1–7). Standardinnstillingen er 4.

## 6.4 Til bruk

1. Fukt ansiktet og ansiktsbørsten **1** med lunkent vann. Påfør ansiktsrens i ansiktet (se trinn 1 på **Fig. B**).
2. Skru på ansiktsbørsten og velg vibrasjonsmodus og hastighet (se anvisninger i forrige kapittel).
3. Rens ansiktet ved å bevege ansiktsbørsten over ansiktet i sirkler (se trinn 2 på **Fig. B**).
- Bruk de brede nuppene for de områdene som trenger en mer nøyaktig rens (f.eks. ved nesen, øynene eller haken). Bruk de smale nuppene for store områder (som f.eks. panne, kinn og hals). Vi anbefaler å ikke rense hvert område mer enn 20 sekunder.

- Når du har startet ansiktsbørsten, hører du en pipelyd hvert 30 sekund, som gir deg en tidsreferanse. Ansiktsbørsten skrur seg av automatisk etter 2 minutter.

Vær oppmerksom på at timeren alltid settes tilbake til null dersom du endrer driftsmodus eller hastighet i løpet av rensingen.

- Dersom du vil avslutte rensen før det, holder du rengjøringsstasten (⏻) **3** inne til børsten slår seg av.
4. Skyll ansiktet og ansiktsbørsten grundig med vann, og tørk med et rent og tørt håndkle (se trinn 3 på **Fig. B**).
  5. Påfør serum, dag- eller nattekrem i ansiktet.
  6. Skru på ansiktsbørsten og velg pulserende modus og hastighet (se anvisninger i forrige kapittel).
  7. Masser ansiktet ved å bevege ansiktsbørsten i sirkelbevegelser over ansiktet. Dette stimulerer blodsirkulasjonen og gjør at hudpleieproduktet trekkes bedre inn i huden (se trinn 4 på **Fig. B**).
- Ansiktsbørsten skrur seg av automatisk etter 2 minutter.
  - Dersom du vil avslutte rensen før det, holder du rengjøringsstasten (⏻) inne til børsten slår seg av.
8. Etterpå rengjør du ansiktsbørsten grundig (se kapittel «Rengjøring»).

NO

## 7 LED-lampe, infrarød, kjølemodus

### ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Ikke bruk LED-lampen + infrarødflaten og kjøleflaten lengre enn 15 minutter per LED-behandling.

#### 7.1 Tips til LED-lampe, infrarød, kjølemodus

- Rengjør LED-lampen + infrarødflaten **5** og kjøleflaten **6** før du bruker den for første gang, som beskrevet i kapittelet «Rengjøring».
- LED-lampen + infrarødflaten er utviklet kun for å gjenopprette hudens glans og elastisitet. Du kan også velge kjølemoduset, som reduserer hovne øyne og gir en strålende hud.
- For å få finere hud kan du velge mellom 5 moduser med forskjellig virkning:

Modus	Best egnet for
Rød LED-lampe + infrarød	Reduserer fine linjer og rynker, stimulerer kollagen og øker blodsirkulasjonen
Blå LED-lampe + infrarød	Reduserer rødhet og urenheter forårsaket av akne, og gir en jevnere hud
Gul LED-lampe + infrarød	Forbedrer hudens fuktighetsnivå og beroliger tørr og sensitiv hud
Lilla LED-lampe + infrarød	Forebygger hudens aldring og reduserer hudurenheter, samt forbedrer hudens vitalitet og glød
Rød LED-lampe + infrarød + kjøling	Reduserer hovne øyne og gir et strålende utsene

NO

## 7.2 Av/På og valg av LED-modus

- Trykk én gang på LED-knappen (⏻) **8**.  
LED-lampen + infrarødflate **5** slår seg på i **rød LED-modus**.
- Trykk på LED-knappen (⏻) en gang til.  
Produktet veksler til **blått LED-modus**.
- Trykk på LED-knappen (⏻) for tredje gang.  
Produktet veksler til **gult LED-modus**.
- Trykk på LED-knappen (⏻) for fjerde gang.  
Produktet veksler til **lilla LED-modus**.
- Trykk på LED-knappen (⏻) for femte gang.  
Produktet veksler til **rødt LED- + kjølemodus**. I denne modusen lyser LED-lampen + infrarødflaten rød og kjøleflaten **6** kjøles ned til ca. 6 °C. Kontrolllyset for kjølemodus **7** lyser også.
- Trykk på LED-knappen (⏻) for sjettede gang.  
Børsten slår seg av.

**Tips:** Du kan velge den røde LED- + kjølemodusen direkte, uten å trykke på LED-knappen flere ganger. Hold inn LED-knappen (⏻) i en ønsket LED-modus til den røde LED- + kjølemodusen er aktivert.

## 7.3 Til bruk

- Rens og tørk ansiktet ditt grundig. Forsikre deg om at du har fjernet all make-up og urenheter.
- Skru på LED-lampen + infrarødflaten **5** og velg en LED-modus (se anvisninger i forrige kapittel).

3. Beveg LED-lampe + infrarødflaten i sirkelbevegelser over ansiktet.
  - Når du har startet LED-lampen + infrarødflaten, hører du en pipelyd hvert 30 sekund, som gir deg en tidsreferanse. Lampen skrur seg av automatisk etter 10 minutter (i hvilken LED-modus som helst) eller etter 2 minutter (rød LED- + kjølemodus). Vær oppmerksom på at timeren alltid settes tilbake til null dersom du endrer modus i løpet av LED-behandlingen.
  - Dersom du vil avslutte LED-behandlingen tidligere, trykker du på LED-knappen (⏻) **8** flere ganger, til lampen slår seg av.
4. Påfør serum og/eller dag- eller dag-/nattkrem i ansiktet etter LED-behandlingen.

## 7.4 Bruksplan

Når du bruker LED-lampen + infrarødflaten **5** for første gang, følger du planen nedenfor:

Første uke	Bruk én gang hver 3 dag i maks. 10 minutter
Andre uke	Bruk én gang annenhver dag i maks. 10 minutter
Tredje uke	Bruk én gang annenhver dag i maks. 10–15 minutter
Fjerde uke	Bruk hver dag i maks. 10–15 minutter

Når du begynner å se resultater, justerer du hyppigheten til én eller to ganger per uke.

## 8 Tastesperre

- Hold inn oppovertasten (+) **2** og nedovertasten (-) **4** samtidig til du hører 2 pipelyder. Nå er tastene sperret mot utilsiktet aktivering under transport.
- Gjenta stegene overfor for å oppheve sperren.

## 9 Rengjøring

**⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!**

- Koble alltid produktet fra strømforsyningen før rengjøring.

## LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metallbust eller skarpe eller metalliske rengjøringshjelpemidler som kniv, harde sparkelspader eller lignende.
  - Ikke rengjør produktet med svært varmt vann.
1. Vask produktet med lunkent vann og såpe.
  2. Skyll produktet grundig etter hver rens med vann og tørk det med et tørt håndkle.

## 10 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre.

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted hvor det er beskyttet mot varme og direkte sollys.
- Oppbevar produktet slik at det er utilgjengelig for barn.

## 11 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Produktet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at produktet er ordentlig ladet.</li><li>• Kontroller at produktet ikke er koblet til en USB-strømforsyning. Produktet virker ikke under lading.</li></ul>
Det er ikke mulig å lade produktet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forsikre deg om at USB-kabelen <b>10</b> er koblet riktig til ladekontakten <b>9</b> og til en USB-strømkilde.</li></ul>

## 12 Tekniske data

Modell:	FAC03
Nominell inngangseffekt:	5 V === I A
Driftsspenning:	3,7 V
Batterikapasitet:	1 500 mAh, 5,55 Wh (Litium)
Antall LED-lamper:	5
Ladetid:	2–3 timer
Vekt:	197,7 g
Kapslingsgrad:	IPX6
Mål (l × b × d):	110,5 × 75 × 44 mm

## NO 13 Kassering

### 13.1 Kaste emballasjen



Kildesorter emballasjen ved kasting. Kast papp og kartong som returpapir, folier til gjenvinning.

### 13.2 Kaste produktet

(Gjelder i Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



#### **Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!**

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås.

Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.

## **Gamle apparater og batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall!**



Som sluttbruker er du forpliktet til å levere alle batterier til en gjenbruksstasjon der du bor eller til forhandleren, uansett om de inneholder farlige stoffer\* eller ikke, slik at de kan håndteres på en miljøvennlig måte.

Ta med hele produktet (inklusive batteri) til en gjenbruksstasjon og forsikre deg om at batteriet er utladet!

\*merket med: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly

## **14 Garantiinformasjon**

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessene. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

NO

## **15 Kundeservice**

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som PDF-fil.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-post: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



## Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

SV

Silkn Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentanmälningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silkn Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Leveransomfång/apparatens delar</b>	<b>179</b>
<b>2</b>	<b>Allmänt</b>	<b>179</b>
2.1	Läs och spara bruksanvisningen	179
2.2	Symbolförklaring	179
<b>3</b>	<b>Säkerhet</b>	<b>180</b>
3.1	Avsedd användning	180
3.2	Säkerhetsanvisningar	180
<b>4</b>	<b>Kontrollera produkten och leveransomfånget</b>	<b>185</b>
<b>5</b>	<b>Ladda</b>	<b>185</b>
<b>6</b>	<b>Ansiktsrengöring</b>	<b>186</b>
6.1	Tips för ansiktsrengöringen	186
6.2	Påslagning/avstängning och val av driftläge	186
6.3	Val av hastighetsinställning	186
6.4	Om användningen	186
<b>7</b>	<b>LED-lampa, infrarött ljus och kyläge</b>	<b>187</b>
7.1	Tips för LED-lampa, infrarött ljus och kyläge	187
7.2	Påslagning/avstängning och val av LED-läge	188
7.3	Om användningen	189
7.4	Användningsschema	189
<b>8</b>	<b>Knapplås</b>	<b>189</b>
<b>9</b>	<b>Rengöring</b>	<b>190</b>
<b>10</b>	<b>Förvaring</b>	<b>190</b>
<b>11</b>	<b>Felsökning</b>	<b>190</b>
<b>12</b>	<b>Tekniska data</b>	<b>191</b>
<b>13</b>	<b>Avfallshantering</b>	<b>191</b>
13.1	Kassera förpackningen	191
13.2	Kassera produkten	191
<b>14</b>	<b>Garantiinformation</b>	<b>192</b>
<b>15</b>	<b>Kundtjänst</b>	<b>192</b>

# I Leveransomfång/apparatens delar

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 Ansiktsborste            | 6 Kyla                     |
| 2 Ökningsknapp (+)         | 7 Kontrollampa för kylläge |
| 3 Rengöringsknapp (⏻)      | 8 LED-knapp (⏻)            |
| 4 Minskingsknapp (-)       | 9 Laddningsanslutning      |
| 5 LED-lampa + infraröd yta | 10 USB-kabel               |

## 2 Allmänt

### 2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Den här bruksanvisningen tillhör denna Bright Lux (nedan kallad "produkt"). Den innehåller viktig information om idrifttagning och användning.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt

säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna bruksanvisning kan medföra personskador eller skador på produkten. Bruksanvisningen grundar sig på de normer och regler som gäller i Europeiska unionen och Förenade kungariket. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan person är det viktigt att du bifogar denna bruksanvisning.

### 2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här bruksanvisningen, på produkten eller på förpackningen.

#### **VARNING!**

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

#### **OBS!**

Detta signalord varnar för möjliga saksador.



Denna signalsymbol ger dig användbar extra information om hantering och användning.



Bekanta dig med bruksanvisningen.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga föreskrifter i Storbritannien.



Denna symbol karakteriserar märkspänningen och märkströmmen för likström.



Apparater märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).

**IPX6**

Produkten är skyddad mot kraftigt stänkatten.

SV

## 3 Säkerhet

### 3.1 Avsedd användning

Produkten har uteslutande konstruerats för ansiktsrengöring och förbättring av hyn med hjälp av LED-ljusteknik, infrarött ljus och kylning. Den är endast avsedd för privat bruk och är inte lämplig för kommersiellt bruk.

Använd endast produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till saksador eller personskador. Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personskador som uppstått på grund av ej avsedd eller felaktig användning.

### 3.2 Säkerhetsanvisningar



**VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!**

- Använd endast produkten med den medföljande USB-kabeln.

- Anslut produktens USB-kabel endast till en lämplig nätadapter (certifierad SELV-spänningskälla enligt IEC/EN 60335), som i sin tur är ansluten till ett lättillgängligt uttag, så att du snabbt kan koppla bort den från strömförsörjningen vid fel.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om USB-kabeln är defekt.
- Öppna inte höljet, utan överlåt reparationen till utbildade reparatörer. Kontakta kundtjänst för sådana ärenden. Vid självständigt genomförda reparationer, felaktig anslutning eller felaktigt handhavande upphör garantin att gälla.
- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskkällor.
- Sänk inte ned USB-kabeln i vatten eller andra vätskor. Håll den borta från vatten.
- Se till att laddningsanslutningen är torr innan du sätter den på laddning.
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, när du rengör den eller när ett fel föreligger. Dra alltid ut USB-kabeln ur eluttaget när du inte laddar produkten.

- Ta aldrig i USB-kabeln med våta eller fuktiga händer.
- Stick inte in några föremål i höljet.
- Håll produktens samtliga delar borta från öppen eld och heta ytor.
- Placera USB-kabeln så att den inte utgör någon snubbelrisk.
- Dra inte ur USB-kabeln ur nätadaptorn genom att dra i kabeln, utan håll alltid i kontakten som sitter på kabeln.
- Vik inte USB-kabeln och lägg den inte över vassa kanter.
- Ladda produkten endast vid temperaturer mellan 0 och 40 °C.
- Använd produkten endast inomhus.

### **VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!**

- Produkten kan användas av barn från 8 år samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller har instruerats om en säker användning av produkten och om de har förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten.
- Håll barn under 8 år borta från produkten och USB-kabeln.

- Produkten får inte användas av gravida kvinnor, barn, personer med epilepsi, sköldkörtelpatienter, personer som tar läkemedel för sköldkörteln, personer med fotoallergi eller personer som tar läkemedel för behandling av en ljusallergi.
- Använd inte produkten på ögonlocken, i ögonhålorna, i närheten av områden med inflammatorisk akne eller i områden med utslag eller sår.
- Produkten får inte användas vid hudsjukdomar, varbildning, olycksbetingade eller postoperativa sår.
- Fokusera inte produkten på ett område av din hud när du använder den.
- Kontakta din läkare om du inte är säker på om du får använda produkten.
- Om du känner dig dålig eller drabbas av onormala reaktioner (t.ex. klåda eller obehagliga inflammationer) eller om huden blir varm på ett obehagligt sätt ska du genast sluta använda produkten.
- Om produkten används felaktigt kan vätska läcka ut ur batteriet – undvik att komma i kontakt med vätskan. Vätskor som läcker ut ur batterier kan orsaka hudirritationer eller frätskador.

- Om batterivätska kommer i kontakt med huden, ögonen eller slemhinnorna ska de drabbade ställena omedelbart tvättas och sköljas med rent vatten. Uppsök läkarvård om så behövs.
- Batterier får inte öppnas, kortslutas eller kastas i elden.

## **OBS! RISK FÖR SKADOR!**

- Använd inte rengöringsmedel baserade på lera eller silikon. Undvik dessutom korniga rengöringsmedel eller peelings med produkten, eftersom de kan skada de mjuka kontaktpunkterna av silikon på produkten.
- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus eller extrem värme.
- Rengör produkten efter varje användning för att undvika att större mängder oljiga rester och rester av produkter för ansiktsrengöring ansamlas.
- Sluta använda produkten om några plastdelar är spruckna, brutna eller deformerade. Ersätt skadade delar enbart med motsvarande originaldelar.
- Använd inte produkten om den har fallit ned eller skadats på något annat sätt. Låt kvalificerade tekniker kontrollera och/eller reparera produkten vid behov.



## 4 Kontrollera produkten och leveransomfånget

### OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan produkten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.
1. Ta ut produkten ur förpackningen.
  2. Förvissa dig om att leveransen är fullständig (se **bild A**).
  3. Kontrollera att produkten och de enskilda delarna inte är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.

SV

## 5 Ladda


- i** • Ladda produkten fullständigt före den första användningen och när batteriet är svagt.
  - När batteriet är svagt avger produkten 2 pipsignaler och rengöringsknappen blinkar 10 gånger innan produkten stängs av automatiskt. Ladda produkten.
  - Produkten kan inte användas medan laddningen pågår.
  - Om produkten lagras under en längre tid ska batterinivån kontrolleras och produkten laddas regelbundet.
1. Sätt den mindre änden av USB-kabeln **10** i produktens laddningsanslutning **9**.
  2. Stick in USB-kabelns större ände i USB-anslutningen för en lämplig USB-strömkälla (t.ex. USB-nätadapter).
  3. Sätt USB-nätadaptern i ett eluttag för laddning.  
Laddningen startas automatiskt. Rengöringsknappen **3** blinkar med vitt sken under pågående laddning och fortsätter lysa när laddningen har avslutats.
  4. När laddningsprocessen har avslutats, dra ut USB-nätadaptern ur eluttaget och dra ut USB-kabeln ur produktens laddningsanslutning.

## 6 Ansiktsrengöring

### VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!








- Använd inte ansiktsborsten längre än 2 minuter per rengöring och inte oftare än 2 gånger per dag.

#### 6.1 Tips för ansiktsrengöringen

- Rengör ansiktsborsten  före första användningen i överensstämmelse med beskrivningen i kapitel "Rengöring".
- Gör ett hudtest på ett ställe innan du rengör ett hudparti för första gången. Börja därefter endast med rengöringsprocessen om inga biverkningar uppstår.
- Ansiktsborsten har 2 driftlägen: vibrationsläge och pulserande läge. I vibrationsläget används regelbundna vibrationer för mjuk djuprengöring. I pulseringsläget genereras omväxlande starka och svaga vibrationer som har en välgörande, masserande effekt. Dessutom har varje läge 7 hastighetsinställningar.

SV


#### 6.2 Påslagning/avstängning och val av driftläge

1. Tryck en gång på rengöringsknappen (  3).  
Ansiktsborsten  är nu påslagen och är i vibrationsläget. Rengöringsknappen lyser med vitt sken under pågående drift.
2. Tryck på rengöringsknappen (  en andra gång.  
Enheten kopplar om till pulserande läge.
3. Tryck på rengöringsknappen (  en tredje gång.  
Enheten stängs av.

#### 6.3 Val av hastighetsinställning

- Tryck på ökningsknappen (+)  2 eller minskningsknappen (-)  4 i det valda driftläget (vibrerande eller pulserande) för att välja en hastighetsinställning (1–7). Standardinställningen är 4.

#### 6.4 Om användningen

1. Fukta ansiktet och ansiktsborsten  med ljummet vatten. Applicera din produkt för ansiktsrengöring på ansiktet (se steg 1 på **bild B**).
2. Slå på ansiktsborsten och välj vibrationsläget och en hastighetsinställning (se anvisningarna i de föregående kapitlen).
3. Rengör ansiktet genom att föra ansiktsborsten i cirkelformade rörelser över ansiktet (se steg 2 på **bild B**).

- Använd de tjockare knapparna för områden som kräver en noggrann rengöring (t.ex. kring näsan, ögonen och hakan). Använd de tunnare knapparna för större områden (t.ex. panna, kinder och hals). Vi rekommenderar att du rengör varje område i högst 20 sekunder.
  - När du har startat ansiktsborsten hör du en ljudsignal med 30 sekunders mellanrum. Denna informerar om den tid som har gått. Enheten stängs av automatiskt efter 2 minuter. Beakta att timern alltid sätts tillbaka på noll om du byter driftläge eller ändrar hastighetsinställningen under rengöringsprocessen.
  - Om du vill avsluta rengöringsprocessen tidigare, tryck och håll in rengöringsknappen (⏻) **3** tills ansiktsborsten stängs av.
4. Skölj ansiktet och ansiktsborsten noga med vatten och torka med en ren, torr handduk (se steg 3 på **bild B**).
  5. Applicera serumet eller dag-/nattkrämen i ansiktet.
  6. Slå på ansiktsborsten och välj det pulserande läget och en hastighetsinställning (se anvisningarna i de föregående kapitlen).
  7. Massera ansiktet genom att föra ansiktsborsten med cirklande rörelser över ansiktet för att stimulera blodcirkulationen och främja upptaget av hudvårdsprodukten (se steg 4 på **bild B**).
    - Ansiktsborsten stängs av automatiskt efter 2 minuter.
    - Om du vill avsluta rengöringsprocessen tidigare, tryck och håll in rengöringsknappen (⏻) tills ansiktsborsten stängs av.
  8. Rengör ansiktsborsten noga efter användning (se kapitel "Rengöring").

## 7 LED-lampa, infrarött ljus och kylläge

### VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd LED-lampan + den infraröda ytan och kylvytan högst 15 minuter per LED-process.

#### 7.1 Tips för LED-lampa, infrarött ljus och kylläge

- Rengör LED-lampan + den infraröda ytan **5** och kylvytan **6** före den första användningen i överensstämmelse med beskrivningen i kapitlet "Rengöring".

- LED-lampan + den infraröda ytan har konstruerats för att återställa hudens glans och elasticitet. Du kan också välja kyläget som reducerar svullna ögon och ger dig ett mer strålande utseende.
- Du kan välja mellan fem lägen med olika effekter för att förbättra huden:

Läge	Mest lämpligt för
Röd LED-lampa + infrarött ljus	Reducerar kråkfötter och rynkor, stimulerar kollagen och förbättrar blodcirkulationen
Blå LED-lampa + infrarött ljus	Reducerar aknerelaterad rodnad och orenheter, ger en klarare hy
Gul LED-lampa + infrarött ljus	Förbättrar hudens fuktbalans och har en lugnande effekt på torr och känslig hud
Lila LED-lampa + infrarött ljus	Förhindrar hudens åldrande och reducerar hudorenheter, förbättrar hudens vitalitet och lyster
Röd LED-lampa + infrarött ljus + kylning	Reducerar svullna ögon och ger dig ett mer strålande utseende

SV

## 7.2 Påslagning/avstängning och val av LED-läge

1. Tryck en gång på LED-knappen (⏻) **8**.  
LED-lampan + den infraröda ytan **5** slås på i **rött LED-läge**.
2. Tryck på LED-knappen (⏻) en andra gång.  
Enheten kopplar om till det **blåa LED-läget**.
3. Tryck på LED-knappen (⏻) en tredje gång.  
Enheten kopplar om till det **gula LED-läget**.
4. Tryck en fjärde gång på LED-knappen (⏻).  
Enheten kopplar om till det **lila LED-läget**.
5. Tryck en femte gång på LED-knappen (⏻).  
Enheten kopplar om till det **röda LED- + kyläget**. I detta läge lyser LED-lampan + den infraröda ytan och kyllytan **6** kyls ner till ca 6 °C. Kontrolllampan för kyläge **7** tänds också.
6. Tryck en sjätte gång på LED-knappen (⏻).  
Enheten stängs av.

**Tips:** Du kan välja det röda LED- + kyläget direkt utan att trycka på LED-knappen flera gånger. Håll för detta ändamål LED-knappen (⏻) intryckt i ett valfritt LED-läge tills det röda LED- + kyläget har aktiverats.

### 7.3 Om användningen

1. Rengör och torka ansiktet noga. Kontrollera att det inte finns smink eller smuts på ansiktet.
2. Slå på LED-lampan + den infraröda ytan **5** och välj ett LED-läge (se anvisningarna i de föregående kapitlen).
3. Kör med LED-lampan + den infraröda ytan över ansiktet med cirklande rörelser.
  - När du har startat LED-lampan + den infraröda ytan hör du en pipsignal med 30 sekunders mellanrum. Denna informerar om den tid som har gått. Enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter (i ett valfritt LED-läge) eller 2 minuter (röd LED- + kylläge). Observera att timern alltid sätts tillbaka på noll om du byter läge under LED-processen.
  - Om du vill avsluta LED-processen tidigare, tryck på LED-knappen upprepade gånger (**U**) **8** tills enheten stängs av.
4. Applicera serumet och/eller din dag-/nattkrämen i ansiktet.

SV

### 7.4 Användningsschema

Om du använder LED-lampan + den infraröda ytan **5** för första gången, följ användningsschemat nedan:

Första veckan	Användning en gång var tredje dag i max. 10 minuter
Andra veckan	Användning en gång varannan dag i max. 10 minuter
Tredje veckan	Användning en gång varannan dag i max. 10–15 minuter
Fjärde veckan	Varje dag i max. 10–15 minuter per behandlingsomgång

Så fort du ser resultat ska du anpassa frekvensen till en eller två gånger per vecka.

## 8 Knapplås

- Tryck och håll ökningsknappen (+) **2** och minskningsknappen (-) **4** nedtryckta samtidigt tills du hör två pipsignaler. Knapparna är nu låsta för att förhindra oavsiktlig aktivering under transporten.
- Upprepa steget ovan för att låsa upp knapparna.

## 9 Rengöring

### **VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!**

- Koppla alltid bort produkten från strömkällan före rengöring.

### **OBS! RISK FÖR SKADOR!**

- Använd inte aggressiva rengöringsmedel, borstar med metallborst eller vassa eller metalliska rengöringsverktyg såsom knivar, hårda skrapor eller liknande.
- Använd inte hett vatten för rengöringen.

1. Rengör produkten med ljummet vatten och tvål.
2. Efter rengöring, skölj produkten grundligt med vatten och torka av den med en torr duk.

## 10 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra.

- Förvara produkten på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.
- Förvara produkten så att den är otillgänglig för barn.

## 11 Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se till att produkten har laddats på korrekt sätt.</li><li>• Kontrollera att produkten inte är ansluten till en USB-strömkälla. Produkten fungerar inte vid laddning.</li></ul>

Fel	Möjlig orsak och lösning
Det går inte att ladda produkten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att USB-kabeln <b>10</b> är korrekt ansluten mellan laddningsanslutningen <b>9</b> och USB-strömkällan.</li> </ul>

## 12 Tekniska data

Modell:	FAC03
Nominell förbrukning:	5 V === I A
Driftsspänning:	3,7 V
Batterikapacitet:	1 500 mAh, 5,55 Wh (litium)
Antal lysdioder:	5
Laddningstid:	2-3 timmar
Vikt:	197,7 g
Kapslingsklass:	IPX6
Dimensioner (L × B × D):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Avfallshantering

### 13.1 Kasserer förpackningen



Källsortera de olika materialen i förpackningen när du kasserar den. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

### 13.2 Kasserer produkten

(Tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



**Kasserade apparater får inte kastas i hushållsoporna!**

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På så sätt

säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

## Batterier och batteripack får inte kastas i hushållsavfallet!



Som konsument är du skyldig enligt lag att lämna samtliga batterier och batteripack – oavsett om de innehåller farliga ämnen\* eller inte – till kommunens/stadsdelens återvinningscentral eller till en återförsäljare för miljövänlig avfallshantering.

Ta med den fullständiga produkten (inklusive batteriet) till din återvinningcentral och se till att batteriet är urladdat!

\*märkta med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

## 14 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en 2 års garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

SV

## 15 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som pdf.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-post: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



## Právní sdělení

Společnost Invention Works B.V. si vyhrazuje právo na změny výrobků nebo specifikací, za cílem zvýšení výkonu, spolehlivosti nebo zpracovatelnosti. Informace poskytnuté společností Invention Works B.V. jsou v době publikování považovány za správné a spolehlivé. Společnost Invention Works B.V. však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich používání. Licence se neposkytuje se konkludentně, ani na základě patentu nebo patentového práva společnosti Invention Works B.V.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Invention Works B.V. nesmí být žádná část tohoto dokumentu žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována nebo přenášena, a to ani elektronickou nebo mechanickou cestou. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.

CS

Společnost Silk'n Beauty Ltd. disponuje patenty, zahájenými patentovými přihláškami, obchodními značkami, autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které jsou součástí tohoto dokumentu. Pokud nebude se společností Silk'n Beauty Ltd. sepsána pro tyto patenty, obchodní značky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví výslovná písemná dohoda, není poskytnutí tohoto dokumentu v žádném případě licencí. Změna technických údajů bez předchozího oznámení vyhrazena.

Silk'n a logo Silk'n jsou zapsané ochranné známky společnosti Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nizozemsko

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Obsah

<b>1</b>	<b>Rozsah dodávky/Části zařízení</b>	<b>195</b>
<b>2</b>	<b>Všeobecně</b>	<b>195</b>
2.1	Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití	195
2.2	Vysvětlení symbolů	195
<b>3</b>	<b>Bezpečnost</b>	<b>196</b>
3.1	Použití v souladu s určením	196
3.2	Bezpečnostní upozornění	196
<b>4</b>	<b>Kontrola výrobku a obsahu dodávky</b>	<b>201</b>
<b>5</b>	<b>Nabíjení</b>	<b>201</b>
<b>6</b>	<b>Čištění obličeje</b>	<b>202</b>
6.1	Typy k čištění obličeje	202
6.2	Zapnutí/vypnutí a volba provozního režimu	202
6.3	Výběr nastavení rychlosti	202
6.4	Použití	202
<b>7</b>	<b>LED světlo, infračervené světlo a chladicí režim</b>	<b>203</b>
7.1	Typy k LED světlu, infračervenému světlu a chladicímu režimu	204
7.2	Zapnutí/vypnutí a volba LED režimu	204
7.3	Použití	205
7.4	Plán aplikace	205
<b>8</b>	<b>Zámek tlačítek</b>	<b>206</b>
<b>9</b>	<b>Čištění</b>	<b>206</b>
<b>10</b>	<b>Skladování</b>	<b>206</b>
<b>11</b>	<b>Odstraňování problémů</b>	<b>207</b>
<b>12</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>207</b>
<b>13</b>	<b>Likvidace</b>	<b>207</b>
13.1	Likvidace obalu	207
13.2	Likvidace výrobku	208
<b>14</b>	<b>Záruční informace</b>	<b>208</b>
<b>15</b>	<b>Služba zákazníkům</b>	<b>208</b>

# I Rozsah dodávky/Části zařízení

- |  |  |
|--|--|
| 1 Kartáček na obličej                          | 6 Chladicí plocha                      |
| 2 Tlačítko pro zvýšení rychlosti (+)           | 7 Světelná kontrolka chladícího režimu |
| 3 Tlačítko pro spuštění a ukončení čištění (⏻) | 8 Tlačítko LED světla (💡)              |
| 4 Tlačítko pro snížení rychlosti (-)           | 9 Nabíjecí konektor                    |
| 5 Plocha s LED světlem + infračerveným světlem | 10 USB kabel                           |

## 2 Všeobecně

### 2.1 Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití



Tento návod k použití patří k tomuto Bright Lux (dále jen „výrobek“). Obsahuje důležité informace k jeho uvedení do provozu a používání.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Platí to zejména pro bezpečnostní

upozornění. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek zranění nebo poškození výrobku. Návod k použití je založený na normách a pravidlech platných v Evropské unii a ve Spojeném království. Respektujte pokyny a zákony platné v zahraničí i pro jednotlivé země. Uschovejte tento návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, současně s ním předejte i tento návod k použití.

### 2.2 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na výrobku nebo na obalu se používají následující symboly a výstražná slova.



## VÝSTRAHA!

Tato výstražná slova/výstražné symboly označují nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

## UPOZORNĚNÍ!

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí poškození majetku.



Tento výstražný symbol poskytuje užitečné dodatečné informace k zacházení a užívání.



Přečtěte si návod k použití.



Prohlášení o shodě: S tímto symbolem označení jsou výrobky v souladu se všemi platnými předpisy Společenství v rámci Evropského hospodářského prostoru.



Prohlášení o shodě: Výrobky označené tímto symbolem jsou v souladu se všemi platnými předpisy Spojeného království.



Tento symbol označuje jmenovité napětí a jmenovitý proud pro stejnosměrný proud.



Přístroje, které jsou označené tímto symbolem, jsou vhodné pouze pro domácí použití (v suchých vnitřních prostorech).

**IPX6**

Výrobek je odolný proti silnému proudu vody.

CS

## 3 Bezpečnost

### 3.1 Použití v souladu s určením

Výrobek je určen výhradně k čištění obličejů a ke zlepšení vzhledu pleti působením světlené technologie LED, infračerveného světla a chladu. Je určen výlučně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití.

Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo zraněním. Výrobce neručí za škody nebo zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

### 3.2 Bezpečnostní upozornění



## VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Výrobek používejte pouze s dodaným USB kabelem.

- USB kabel výrobku připojujete pouze k vhodnému síťovému adaptéru (napájecí zdroj SELV certifikovaný podle normy IEC/EN 60335), který je zapojen do snadno přístupné elektrické zásuvky, abyste ho v případě poruchy mohli rychle odpojit od elektrické sítě.
- Výrobek neuvádějte do provozu, jestliže je poškozený nebo pokud je vadný USB kabel.
- Neotevírejte nikdy pouzdro, přenechejte opravu odborným pracovníkům. Za tímto účelem se obraťte na zákaznický servis. V případě svépomocí provedených oprav, neodborného nebo nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy pozbývají jakékoliv záruční nároky platnost.
- Při opravách se smí použít jen takové díly, které odpovídají původním údajům přístroje. V tomto výrobku se nachází elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Neponořujte USB kabel do vody nebo jiných kapalin. Uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od vody.
- Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí konektor suchý.
- Výrobek vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte, když jej čistíte nebo když se vyskytuje

porucha. USB kabel vždy odpojte, když výrobek nenabíjíte.

- Nikdy nesahejte na USB kabel mokrými nebo vlhkými rukama.
- Nevkládejte žádné předměty do pouzdra.
- Žádnou část výrobku neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Umístěte USB kabel tak, abyste o něj nezačali kopli.
- Nevytahujte USB kabel z napájecího zdroje za kabel, nýbrž vždy uchopte samotnou zástrčku kabelu.
- Neohýbejte USB kabel a nepokládejte jej přes ostré hrany.
- Výrobek nabíjejte jen při okolní teplotě mezi 0 a 40 °C.
- Výrobek používejte pouze v interiéru.

### **VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

- Výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny, jak se má výrobek bezpečně používat a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Čištění a běžnou údržbu nesmí provádět děti.

- Výrobek a USB kabel uložte vždy mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Výrobek nesmí používat těhotné ženy, děti, osoby s epilepsií, pacienti s onemocněním štítné žlázy, osoby, které užívají léky na léčbu onemocnění štítné žlázy, osoby náchylné k fotoalergii či osoby, které užívají léky na léčbu projevů fotoalergie.
- Výrobek nepoužívejte na očních víčkách, v očních důlcích, v blízkosti partií zasažených zánětlivým akné či na místech s vyrážkou nebo poraněním.
- CS** • Výrobek se nesmí používat při výskytu kožních onemocnění, hnisavých ran, traumatických a pooperačních ran.
- Během používání výrobek nesměrujte pouze na jedno místo na pleti.
- Pokud si nejste jisti, zda je pro vás použití výrobku vhodné, obraťte se na svého lékaře.
- Jestliže se vám při používání výrobku udělá nevolno, objeví-li se neobvyklé reakce (např. svědění nebo nepříjemný zánět) nebo pokud budete na pokožce cítit nepříjemné teplo, výrobek ihned přestaňte používat.
- Při nesprávném použití může dojít k vytečení kapaliny z baterie – zamezte kontaktu s touto kapalinou. Kapalina vytečená z baterií může způsobit podráždění nebo poleptání.

- Dojde-li ke kontaktu kůže, očí nebo sliznice s kapalinou z baterie, zasažená místa neprodleně omyjte a opláchněte čistou vodou. Případně vyhledejte lékaře.
- Baterie nerozebírejte, nezkratujte a ani nevhazujte do ohně.

## **UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!**

- S výrobkem nepoužívejte žádné čisticí přípravky na bázi jílu nebo silikonu a žádné zrnité čisticí přípravky či peelinky, jelikož mohou poškodit měkké silikonové kontaktní body výrobku.
- Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření ani nadměrnému teplu.
- Výrobek vyčistěte po každém použití, abyste zamezili hromadění zbytků mastnoty a přípravků k čištění obličeje.
- Přestaňte výrobek používat, pokud dojde k prasknutí, zlomení nebo deformacím plastových dílů. Poškozené díly nechejte vyměnit pouze za příslušné originální náhradní díly.
- Výrobek neuvádějte do provozu, jestliže vám spadl na zem nebo je nějakým způsobem poškozený. Výrobek nechejte případně zkontrolovat a/nebo opravit kvalifikovaným technikem.

CS



## 4 Kontrola výrobku a obsahu dodávky

### UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Pokud neopatrně otevřete obal pomocí ostrého nože nebo pomocí jiných ostrých předmětů, můžete výrobek snadno poškodit. Při otvírání buďte velmi opatrní.
1. Výrobek vyjměte z obalu.
  2. Přesvědčte se, zda je dodávka kompletní (viz **obr. A**).
  3. Zkontrolujte, zda výrobek nebo jeho jednotlivé části nejsou poškozené. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Za tímto účelem se obraťte na náš zákaznický servis.

## 5 Nabíjení




- Výrobek nechejte zcela nabít před prvním použitím a při nízkém výkonu baterie.
  - Když bude výkon baterie nízký, výrobek dvakrát zapípá a tlačítko pro spuštění a ukončení čištění 10 krát zabliká. Výrobek se následně automaticky vypne. Výrobek nabíjte.
  - Během nabíjení není možné výrobek používat.
  - Když budete výrobek skladovat delší dobu, kontrolujte stav nabití baterie a výrobek pravidelně nabíjejte.
1. Menší konec USB kabelu **10** zapojte do nabíjecího konektoru **9** na výrobku.
  2. Větší konec USB kabelu zapojte do konektoru pro USB kabel na vhodném USB zdroji napájení (např. USB napájecí adaptér).
  3. Za účelem nabíjení zapojte USB napájecí adaptér do zásuvky. Nabíjení začne automaticky. Tlačítko pro spuštění a ukončení čištění (**⏻**) **3** bliká během nabíjení bíle a po dokončení nabíjení bude svítit stále.
  4. Po dokončení nabíjení odpojte USB napájecí adaptér ze zásuvky a odpojte USB kabel od nabíjecího konektoru výrobku.

## 6 Čištění obličeje






### VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Kartáček na obličej nepoužívejte při jednom čištění déle než 2 minuty a ne častěji než 2 krát za den.



#### 6.1 Tipy k čištění obličeje

- Před prvním použitím kartáček na obličej  očistěte, tak jak je uvedeno v kapitole „Čištění“.
- Ještě před prvním očištěním partie na obličej provedte test na snášenlivost kartáčku na kůži. S čištěním začněte teprve poté, co se neobjevily žádné vedlejší účinky.
- Kartáček na obličej má 2 provozní režimy: vibrační režim a pulzační režim. Ve vibračním režimu výrobek vydává rovnoměrné vibrace pro jemné hloubkové čištění. V pulzačním režimu výrobek střídavě vydává silné a slabé vibrace, které navozují zklidňující masážní účinek. Navíc je ke každému režimu k dispozici 7 nastavení rychlosti.


#### 6.2 Zapnutí/vypnutí a volba provozního režimu

1. Stiskněte jednu tlačítko pro spuštění a ukončení čištění (  3). Kartáček na obličej  se zapne a bude pracovat ve vibračním režimu.  
Tlačítko pro spuštění a ukončení čištění svítí během provozu bíle.
2. Stiskněte tlačítko pro spuštění a ukončení čištění ( podruhé. Přístroj se přepne do pulzačního režimu.
3. Stiskněte tlačítko pro spuštění a ukončení čištění ( potřetí. Přístroj se vypne.

#### 6.3 Výběr nastavení rychlosti

- Ve vybraném provozním režimu (vibračním nebo pulzačním) stiskněte tlačítko pro zvýšení rychlosti (+)  2 nebo tlačítko pro snížení rychlosti (-) , abyste vybrali nastavení rychlosti (1–7). Standardní nastavení je 4.

#### 6.4 Použití

1. Navlhčete si obličej a kartáček na obličej  vlažnou vodou. Naneste přípravek na čištění obličeje na obličej (viz krok 1 na obr. B).

2. Kartáček na obličej zapněte, zvolte vibrační režim a nastavte rychlost (viz pokyny v předchozích kapitolách).
3. Proveďte očištění obličeje tak, že budete kartáčkem na obličej přejíždět krouživými pohyby po obličejí (viz krok 2 na **obr. B**).
  - Silnější výstupky používejte na partie, na kterých je zapotřebí vyčistit pleť důkladněji (např. na nose, kolem očí a na bradě). Jemnější výstupky používejte na větší plochy (např. čelo, líce a krk). Doporučujeme každou partii čistit nanejvýš 20 sekund.
  - Po zapnutí kartáčku na obličej se každých 30 sekund ozve pípnutí, které vás upozorní na uplynulý čas. Přístroj se po 2 minutách automaticky vypne.

Vezměte na vědomí, že se časomíra vždy vynuluje, když během provádění čištění změňte provozní režim nebo nastavení rychlosti.

- Když budete chtít čištění ukončit dříve, podržte tlačítko pro spuštění a ukončení čištění (⏻) **3** tak dlouho, dokud se kartáček na obličej nevypne.
4. Obličej a kartáček na čištění důkladně opláchněte vodou a osušte je např. čistým suchým ručníkem (viz krok 3 na **obr. B**).
  5. Na obličej si naneste vaše sérum nebo váš denní/noční krém.
  6. Kartáček na obličej zapněte, zvolte pulzační režim a nastavte rychlost (viz pokyny v předchozích kapitolách).
  7. Proveďte masáž obličeje tak, že budete kartáčkem na obličej přejíždět krouživými pohyby po obličejí, abyste stimulovali krevní oběh a zlepšili vstřebávání přípravku pro péči o pleť (viz krok 4 na **obr. B**).
    - Kartáček na obličej se po 2 minutách automaticky vypne.
    - Když budete chtít čištění ukončit dříve, podržte tlačítko pro spuštění a ukončení čištění (⏻) tak dlouho, dokud se kartáček na obličej nevypne.
  8. Po použití kartáček na obličej důkladně očistěte (viz kapitola „Čištění“).

## 7 LED světlo, infračervené světlo a chladicí režim

### VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Plochu s LED světlem + infračerveným světlem a chladicí plochu nepoužívejte při jedné aplikaci déle než 15 minut.

## 7.1 Typy k LED světlu, infračervenému světlu a chladicímu režimu

- Před prvním použitím plochu s LED světlem + infračerveným světlem **5** a chladicí plochu **6** očistěte, tak jak je uvedeno v kapitole „Čištění“.
- Plocha s LED světlem + infračerveným světlem je navržena pro obnovu zářivosti a pružnosti vaší pleti. Můžete také zvolit chladicí režim, který zmírňuje otoky očí a stará se o zářivější vzhled.
- Pro zlepšení vzhledu pleti si můžete vybrat z 5 režimů s různými účinky:

Režim	Nejvhodnější pro
Červené LED světlo + infračervené světlo	Redukuje jemné a výraznější vrásky, stimuluje tvorbu kolagenu a zlepšuje cirkulaci krve
Modré LED světlo + infračervené světlo	Redukuje zarudnutí a nečistoty po akné, stará se o jasný vzhled pleti
Žluté LED světlo + infračervené světlo	Zlepšuje rovnováhu vlhkosti v pleti a zklidňuje suchou a citlivou pleť
Fialové LED světlo + infračervené světlo	Zabraňuje stárnutí pleti a redukuje nedokonalosti pleti, zlepšuje vitalitu a zářivost pleti
Červené LED světlo + infračervené světlo + chlazení	Redukuje napuchlé oči a stará se o zářivý vzhled

## 7.2 Zapnutí/vypnutí a volba LED režimu

1. Stiskněte jednu tlačítko LED světla (⏻) **8**.  
Plocha s LED světlem + infračerveným světlem **5** se zapne v **červeném LED režimu**.
2. Stiskněte tlačítko LED světla (⏻) podruhé.  
Přístroj se přepne do **modrého LED režimu**.
3. Stiskněte tlačítko LED světla (⏻) potřetí.  
Přístroj se přepne do **žlutého LED režimu**.
4. Stiskněte tlačítko LED světla (⏻) počtvrté.  
Přístroj se přepne do **fialového LED režimu**.

- Stiskněte tlačítko LED světla (⏻) popáté.  
Přístroj se přepne do **červeného LED + chladícího režimu**. V tomto režimu svítí plocha s LED světlem + infračerveným světlem červeně a chladící plocha **6** se ochladí zhruba na 6 °C. Stejně tak se rozsvítí světelná kontrolka chladícího režimu **7**.
- Stiskněte tlačítko LED světla (⏻) po šesté.  
Přístroj se vypne.

**Tip:** Červený LED režim + chladící režim můžete zvolit přímo, aniž byste museli několikrát stisknout tlačítko LED světla. Za tímto účelem podržte tlačítko LED světla (⏻) v kterémkoli z LED režimů, dokud se červený LED režim + chladící režim neaktivuje.

### 7.3 Použití

- Obličej si důkladně očistěte a osušte. Ujistěte se, že jste z něj odstranili make-up a nečistoty.
- Zapněte plochu s LED světlem + infračerveným světlem **5** a zvolte LED režim (viz pokyny v předchozích kapitolách).
- Plochou s LED světlem + infračerveným světlem přejíždějte krouživými pohyby přes obličej.
  - Po rozsvícení plochy s LED světlem + infračerveným světlem se každých 30 sekund ozve pípnutí, které vás upozorní na uplynulý čas. Přístroj se po 10 minutách (v libovolném z LED režimů) nebo po 2 minutách (červený LED režim + chladící režim) automaticky vypne. Vezměte na vědomí, že se časomíra vždy vynuluje, když během používání LED světla změníte režim.
  - Když budete chtít LED režim ukončit dříve, stiskněte opakovaně tlačítko LED světla (⏻) **8**, dokud se přístroj nevypne.
- Po použití LED světla si na obličej naneste sérum a/nebo denní/ noční krém.

### 7.4 Plán aplikace

Při prvním použití plochy s LED světlem + infračerveným světlem **5** dodržte následující plán aplikace:

První týden	Použijte jednou za 3 dny, vždy max. 10 minut
Druhý týden	Použijte jednou za 2 dny, vždy max. 10 minut
Třetí týden	Použijte jednou za 2 dny, vždy max. 10–15 minut
Čtvrtý týden	Použijte každý den, vždy max. 10–15 min

Jakmile zaznamenáte výsledky, snižte četnost použití na jedenkrát nebo dvakrát týdně.

## 8 Zámek tlačítek

- Stiskněte a podržte současně tlačítko pro zvýšení rychlosti (+) **2** a tlačítko pro snížení rychlosti (-) **4**, dokud přístroj dvakrát nezapípá. Tlačítka budou poté zamknutá, aby se zabránilo jejich neúmyslné aktivaci během přepravy.
- Tlačítka odemknete tak, že zopakujete výše uvedený krok.

## 9 Čištění

### **VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

- Předtím, než výrobek vyčistíte, ho vždy odpojte od zdroje napájení.

### **UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!**

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými či nylonovými štětinami, ani ostré nebo kovové čisticí pomůcky, jako jsou nože, tvrdé špachtle apod.
- Výrobek nečistěte horkou vodou.
  1. Výrobek čistěte vlažnou vodou a mýdlem.
  2. Po očištění výrobek důkladně opláchněte vodou a otřete ho suchým hadříkem dosucha.

## 10 Skladování

Před uskladněním zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché.

- Výrobek uschovávejte na čistém a suchém místě, které je chráněno před horkem a přímým slunečním světlem.
- Výrobek uložte tak, aby k němu neměly přístup děti.

## 11 Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete odstranit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud se problém přesto nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek neopravujte sami.

Porucha	Možné příčiny a řešení
Výrobek nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je výrobek řádně nabitý.</li><li>• Ujistěte se, že výrobek není připojen k USB napájecímu adaptéru. Výrobek během nabíjení nefunguje.</li></ul>
Výrobek není možné nabít.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je USB kabel <b>10</b> správně zapojen do nabíjecího konektoru <b>9</b> a USB napájecího adaptéru.</li></ul>

## 12 Technické údaje

CS

Model:	FAC03
Jmenovitý příkon:	5 V === I A
Provozní napětí:	3,7 V
Kapacita baterie:	1 500 mAh, 5,55 Wh (lithiová)
Počet LED kontrolky:	5
Doba nabíjení:	2–3 hodiny
Hmotnost:	197,7 g
Druh ochrany:	IPX6
Rozměry (D × Š × H):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Likvidace

### 13.1 Likvidace obalu



Balení zlikvidujte podle jeho typu. Lepenku a karton odevzdejte do sběru papíru, folie do sběru druhotných surovin.

### 13.2 Likvidace výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém recyklovatelného sběru)



#### **Zákaz vzhazování starých přístrojů do domovního odpadu!**

Pokud již nelze výrobek používat, **zlikvidujte jej v souladu s nařízeními, která jsou platná ve vaší zemi či regionu.** To zajišťuje, že staré spotřebiče budou řádně recyklovány a bude zabráněno negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektronické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

#### **Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!**



Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a akumulátory – ať už obsahují nebezpečné látky\* nebo ne – na sběrném místě ve vaší obci/městské části nebo u prodejce, aby mohly být zlikvidovány ekologicky.

Odnesete celý výrobek (včetně akumulátoru) na příslušné sběrné místo a ujistěte se, že je akumulátor vybitý!

\*označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

CS

## 14 Záruční informace

Na tento výrobek se vztahují evropská nařízení a zákony o 2 leté záruce. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické vady způsobené vadnými výrobními postupy. Pokud chcete uplatnit svůj nárok na záruku, je nutno získat pokyny od naší služby zákazníkům. Může vyřešit váš problém, aniž byste museli výrobek zaslat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naše služba zákazníkům vám vždy rád pomůže!

## 15 Služba zákazníkům

Další informace o výrobcích Silk'n naleznete na svých regionálních webových stránkách na: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Pokud je přístroj poškozený nebo defektní, potřebuje opravit, jestliže potřebujete naši pomoc, obraťte se na nejbližší servisní středisko Silk'n. Tuto příručku uživatele si ve formátu PDF můžete stáhnout i z [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Číslo servisního střediska: +31 (0) 180-330550

E-mail: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



Prawa autorskie 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

PL

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silk'n Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Zakres dostawy/części urządzenia</b>	<b>211</b>
<b>2</b>	<b>Informacje ogólne</b>	<b>211</b>
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	211
2.2	Objaśnienie symboli	211
<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>212</b>
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	212
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	213
<b>4</b>	<b>Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania</b>	<b>217</b>
<b>5</b>	<b>Ładowanie</b>	<b>218</b>
<b>6</b>	<b>Czyszczenie twarzy</b>	<b>218</b>
6.1	Porady dotyczące czyszczenia twarzy	218
6.2	Włączanie/wyłączanie i wybór trybu pracy	219
6.3	Wybór ustawienia prędkości	219
6.4	Użytkowanie	219
<b>7</b>	<b>Lampa LED, światło podczerwone i tryb chłodzenia</b>	<b>220</b>
7.1	Porady dotyczące stosowania światła LED, światła podczerwonego i trybu chłodzenia	220
7.2	Włączanie/wyłączanie i wybór trybu pracy lampy LED	221
7.3	Użytkowanie	222
7.4	Harmonogram stosowania	222
<b>8</b>	<b>Blokada przycisków</b>	<b>223</b>
<b>9</b>	<b>Czyszczenie</b>	<b>223</b>
<b>10</b>	<b>Przechowywanie</b>	<b>223</b>
<b>11</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>224</b>
<b>12</b>	<b>Dane techniczne</b>	<b>224</b>
<b>13</b>	<b>Utylizacja</b>	<b>224</b>
13.1	Utylizacja opakowania	224
13.2	Utylizacja produktu	225
<b>14</b>	<b>Informacje gwarancyjne</b>	<b>225</b>
<b>15</b>	<b>Obsługa klienta</b>	<b>226</b>

# I Zakres dostawy/części urządzenia

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 Szczoteczka do twarzy           | 6 Powierzchnia chłodząca     |
| 2 Przycisk (+)                    | 7 Kontrolka trybu chłodzenia |
| 3 Przycisk czyszczenia (⏻)        | 8 Przycisk LED (⏻)           |
| 4 Przycisk (-)                    | 9 Gniazdo ładowania          |
| 5 Lampa LED + światło podczerwone | 10 Kabel USB                 |

## 2 Informacje ogólne

### 2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Ta instrukcja obsługi dotyczy urządzenia Bright Lux (zwanego dalej „urządzeniem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia użytkowania i obsługi.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu

należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

### 2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.

#### OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

#### NOTYFIKACJA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy przekazuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii.



Ten symbol wskazuje napięcie i natężenie znamionowe dla prądu stałego.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym (w suchych pomieszczeniach).

**IPX6**

Produkt jest zabezpieczony przed silnym strumieniem wody.

PL

## 3 Bezpieczeństwo

### 3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oczyszczania twarzy i poprawy wyglądu skóry przy użyciu światła LED, podczerwieni i chłodzenia. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego.

Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

### 3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

## **OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!**

- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym kablem USB.
- Kabel USB produktu należy podłączać wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania (źródło napięcia SELV z certyfikatem IEC/EN 60335), które z kolei jest podłączone do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, aby można było szybko odłączyć je od sieci w przypadku awarii.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony lub kabel USB jest wadliwy.
- Nie otwierać obudowy, a naprawę zlecić specjalistom. W tym celu należy zwracać się do działu obsługi klienta. W przypadku naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieodpowiedniej obsługi wyklucza się roszczenia gwarancyjne.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodchowne do bezpiecznego użytkowania.
- Nie zanurzać kabla USB w wodzie lub w innych cieczach. Należy trzymać go z dala od wody.

- Przed ładowaniem należy upewnić się, że gniazdo ładowania jest suche.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Zawsze odłączać kabel USB, gdy produkt nie jest ładowany.
- Nigdy nie dotykać kabla USB wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Trzymać produkt i wszystkie jego części z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Kabel USB należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.
- Nie wyciągać kabla USB z zasilacza, ciągnąc za przewód, zawsze chwytać za wtyczkę kabla.
- Nie zaginać kabla USB i nie prowadzić go przez ostre krawędzie.
- Produkt ładować w temperaturze od 0 do 40 °C.
- Produkt należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach.



### **OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!**

- Ten produkt może być używany przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,

sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.

- Dzieci poniżej 8. roku życia należy trzymać z dala od produktu i kabla USB.
- Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, dzieci, osoby z epilepsją, osoby z chorobami tarczycy, osoby przyjmujące leki na tarczycę, osoby z fotoalergią lub osoby przyjmujące leki na alergię na światło.
- Nie stosować produktu na powiekach, w oczodołach, w pobliżu obszarów dotkniętych trądzikiem zapalnym lub w miejscach z wysypką lub ranami.
- Produkt nie może być stosowany w przypadku chorób skóry, ropiejących ran, ran powypadkowych i pooperacyjnych.
- Podczas stosowania produktu nie należy koncentrować na jednym obszarze skóry.
- W razie wątpliwości co do możliwości stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem.

- W przypadku odczuwania dyskomfortu, wystąpienia nietypowych reakcji (np. swędzenia lub nieprzyjemnego stanu zapalnego) lub nieprzyjemnego nagrzania skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z baterii może wyciekać płyn – unikać kontaktu z nim. Ciecz wyciekająca z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- W przypadku kontaktu skóry, oczu lub błon śluzowych z płynem z baterii należy natychmiast przemyć i spłukać dotknięte obszary czystą wodą. W razie potrzeby proszę skonsultować się z lekarzem.
- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia.

## **NOTYFIKACJA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!**

- Nie używać środków czyszczących na bazie gliny lub silikonu ani granulowanych detergentów lub peelingów wraz z produktem, ponieważ mogą one uszkodzić miękkie silikonowe punkty styku.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.



- Wyczyścić produkt po każdym użyciu, aby uniknąć gromadzenia się tłustych pozostałości i resztek produktów do oczyszczania twarzy.
- Nie używać produktu, jeżeli części z tworzywa sztucznego są pęknięte, połamane lub zdeformowane. Uszkodzone części należy wymieniać tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.
- Nie używać produktu, jeśli został upuszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób. W razie potrzeby należy zlecić sprawdzenie i/lub naprawę produktu wykwalifikowanym technikom.

PL

#### **4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania**

### **NOTYFIKACJA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!**

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.
1. Wyjąć produkt z opakowania.
  2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
  3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

## 5 Ładowanie



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, produkt emituje 2 sygnały dźwiękowe, a przycisk czyszczenia miga 10 razy, po czym automatycznie się wyłącza. Naładować produkt.
- Produkt nie może być używany podczas ładowania.
- Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania baterii i regularnie ładować produkt.

1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB **10** do gniazda ładowania **9** produktu.
2. Podłączyć większą końcówkę kabla USB do gniazda USB odpowiedniego źródła zasilania USB (np. zasilacza USB).
3. Podłączyć zasilacz USB do gniazda zasilania, aby naładować urządzenie.  
Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Przycisk czyszczenia (**3**) miga na biało podczas ładowania i pozostaje podświetlony po zakończeniu ładowania.
4. Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilacz USB od gniazda ściennego i odłączyć kabel USB od portu ładowania produktu.

PL

## 6 Czyszczenie twarzy



### OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Nie używać szczoteczki do twarzy dłużej niż 2 minuty podczas jednej sesji oczyszczania i nie częściej niż 2 razy dziennie.

#### 6.1 Porady dotyczące czyszczenia twarzy

- Przed pierwszym użyciem szczoteczki do twarzy **1** wyczyścić ją zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.
- Przed pierwszym czyszczeniem partii twarzy, przeprowadzić test tolerancji skóry w jednym miejscu. Rozpocząć proces oczyszczania tylko wtedy, gdy nie występują żadne skutki uboczne.

- Szczoteczka do twarzy ma 2 tryby pracy: tryb wibracji i tryb pulsowania. W trybie wibracji, równomierne wibracje są wykorzystywane do delikatnego, głębokiego czyszczenia. W trybie pulsowania generowane są naprzemienne silne i słabe wibracje, tworząc kojący efekt podobny do masażu. Dla każdego trybu dostępnych jest 7 ustawień prędkości.

## 6.2 Włączanie/wyłączanie i wybór trybu pracy

1. Wcisnąć jeden raz przycisk czyszczenia (⏻) **3**.  
Szczoteczka do twarzy **1** jest włączona i znajduje się w trybie wibracji.  
Podczas pracy przycisk czyszczenia świeci się na biało.
2. Nacisnąć przycisk czyszczenia po raz drugi (⏻).  
Urządzenie przełączy się w tryb pulsowania.
3. Nacisnąć przycisk czyszczenia po raz trzeci (⏻).  
Urządzenie się wyłączy.

## 6.3 Wybór ustawienia prędkości

- W wybranym trybie pracy (wibracyjnym lub pulsowania) nacisnąć przycisk (+) **2** lub (-) **4**, aby wybrać ustawienie prędkości (1–7). Ustawienie standardowe to 4.

## 6.4 Użytkowanie

1. Zwilżyć twarz i szczoteczkę do twarzy **1** letnią wodą. Nałożyć produkt do oczyszczania twarzy na twarz (patrz krok 1 na **rys. B**).
  2. Włączyć szczoteczkę do twarzy i wybrać tryb wibracji oraz ustawienie prędkości (patrz instrukcje w poprzednich rozdziałach).
  3. Oczyszczyć twarz, przesuwając szczoteczkę po twarzy okrężnymi ruchami (patrz krok 2 na **rys. B**).
- Użyć grubszych wypustek w miejscach, w których wymagane jest dokładne czyszczenie (np. wokół nosa, oczu i brody).  
Użyć cieńszych wypustek do większych obszarów (np. czoła, policzków i szyi). Zaleca się czyszczenie każdego obszaru twarzy nie dłużej niż 20 sekund.
  - Po uruchomieniu szczoteczki do twarzy co 30 sekund słyszalny będzie sygnał dźwiękowy informujący o upływającym czasie. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach.  
Należy pamiętać, że licznik czasu jest zawsze resetowany do zera w przypadku zmiany trybu pracy lub ustawienia prędkości podczas procesu czyszczenia.
  - Aby zakończyć proces czyszczenia wcześniej, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk czyszczenia (⏻) **3**, aż szczoteczka do twarzy wyłączy się.

4. Dokładnie opłukać twarz i szczoteczkę do twarzy wodą i osuszyć je czystym, suchym ręcznikiem (patrz krok 3 na **rys. B**).
5. Nałożyć na twarz serum lub krem na dzień/noc.
6. Włączyć szczoteczkę do twarzy i wybrać tryb pulsowania oraz ustawienie prędkości (patrz instrukcje w poprzednich rozdziałach).
7. Masować twarz, przesuwając szczoteczkę po twarzy okrężnymi ruchami, aby pobudzić krążenie krwi i ułatwić wchłanianie produktu do pielęgnacji skóry (patrz krok 4 na **rys. B**).
  - Szczoteczka do twarzy wyłącza się automatycznie po 2 minutach.
  - Aby zakończyć proces czyszczenia wcześniej, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk czyszczenia (⏻), aż szczoteczka do twarzy wyłączy się.
8. Po użyciu dokładnie wyczyścić szczoteczkę do twarzy (patrz rozdział „Czyszczenie”).

## 7 Lampa LED, światło podczerwone i tryb chłodzenia



### OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Nie należy używać lampy LED + światła podczerwonego i powierzchni chłodzącej dłużej niż 15 minut na jedną sesję lampy LED.

#### 7.1 Porady dotyczące stosowania światła LED, światła podczerwonego i trybu chłodzenia

- Przed pierwszym użyciem wyczyścić lampę LED + światła podczerwonego **5** oraz powierzchnię chłodzącą **6** zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.
- Lampa LED + światło podczerwone zostały opracowane wyłącznie w celu przywrócenia blasku i elastyczności skóry. Można również wybrać tryb chłodzenia, który zmniejsza opuchliznę wokół oczu i zapewnia bardziej promienny wygląd skóry.

- Aby poprawić wygląd skóry, można wybrać jeden z 5 trybów z różnymi efektami:

<b>Tryb</b>	<b>Najbardziej odpowiedni do</b>
Czerwone światło LED + światło podczerwone	Redukuje drobne linie i zmarszczki, stymuluje kolagen i poprawia krążenie krwi
Niebieskie światło LED + światło podczerwone	Zmniejsza zaczerwienienia związane z trądzikiem i zanieczyszczenia, zapewnia czystsza cerę
Żółte światło LED + światło podczerwone	Poprawia nawilżenie skóry i łagodzi suchą i wrażliwą cerę
Fioletowe światło LED + światło podczerwone	Zapobiega starzeniu się skóry i redukuje jej zanieczyszczenia, poprawia witalność skóry i nadaje jej blask.
Czerwone światło LED + światło podczerwone + chłodzenie	Zmniejsza opuchliznę wokół oczu i zapewnia bardziej promienny wygląd skóry

## 7.2 Włączanie/wyłączanie i wybór trybu pracy lampy LED

1. Wcisnąć jeden raz przycisk LED (⏻) **8**.  
Lampa LED + światło podczerwone **5** włącza się w **trybie LED światła czerwonego**.
2. Nacisnąć przycisk LED (⏻) po raz drugi.  
Urządzenie przełączy się w **tryb LED światła niebieskiego**.
3. Nacisnąć przycisk LED (⏻) po raz trzeci.  
Urządzenie przełączy się w **tryb LED światła żółtego**.
4. Nacisnąć przycisk LED (⏻) po raz czwarty.  
Urządzenie przełączy się w **tryb LED światła fioletowego**.
5. Nacisnąć przycisk LED (⏻) po raz piąty.  
Urządzenie przełączy się w **tryb LED światła czerwonego + tryb chłodzenia**. W tym trybie lampa LED + światło podczerwone świeci się na czerwono, a powierzchnia chłodząca **6** schładza się do około 6 °C. Kontrolka trybu chłodzenia **7** również się zapala.
6. Nacisnąć przycisk LED (⏻) po raz szósty.  
Urządzenie się wyłączy.

**Rada:** Czerwoną diodę LED + tryb chłodzenia można wybrać bezpośrednio, bez konieczności kilkukrotnego naciskania przycisku LED. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk LED (⏻) w dowolnym trybie LED, aż aktywowany zostanie czerwony tryb LED + tryb chłodzenia.

### 7.3 Użytkowanie

1. Dokładnie oczyścić i osuszyć twarz. Upewnić się, że jest nie znajduje się na niej makijaż ani brud.
2. Włączyć lampę LED + światło podczerwone (5) i wybrać tryb LED (patrz instrukcje w poprzednich rozdziałach).
3. Okrężnymi ruchami przesuwając lampę LED + światło podczerwone po twarzy.
  - Po uruchomieniu lampy LED + światła podczerwonego co 30 sekund słyszalny będzie sygnał dźwiękowy informujący o upływającym czasie. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach (w dowolnym trybie LED) lub po 2 minutach (czerwona dioda LED + tryb chłodzenia). Należy pamiętać, że licznik czasu jest zawsze resetowany do zera w przypadku zmiany trybu podczas terapii lampą LED.
  - Aby zatrzymać terapię lampą LED wcześniej, należy nacisnąć przycisk LED (⏻) (8) kilkakrotnie, aż urządzenie się wyłączy.
4. Po terapii lampą LED nałożyć na twarz serum i/lub krem na dzień/noc.

### 7.4 Harmonogram stosowania

Przy pierwszym użyciu lampy LED + światła podczerwonego (5) po raz pierwszy, należy postępować zgodnie z poniższym planem aplikacji:

Pierwszy tydzień	Stosować raz na 3 dni każdorazowo maks. 10 minut
Drugi tydzień	Stosować raz na 2 dni każdorazowo maks. 10 minut
Trzeci tydzień	Stosować raz na 2 dni każdorazowo maks. 10–15 minut
Czwarty tydzień	Stosować codziennie każdorazowo maks. 10–15 minut

Gdy wyniki będą widoczne, należy dostosować częstotliwość do jednego lub dwóch razy w tygodniu.

## 8 Blokada przycisków

- Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk (+) **2** i przycisk (-) **4**, aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe. Przyciski są teraz zablokowane, aby zapobiec przypadkowej aktywacji podczas transportu.
- Powtórzyć powyższy krok, aby odblokować przyciski.

## 9 Czyszczenie

### **OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!**

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

### **NOTYFIKACJA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!**

- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek ze szczeciną metalową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachle itp.
  - Do czyszczenia nie należy używać gorącej wody.
1. Produkt należy czyścić letnią wodą z mydłem.
  2. Po czyszczeniu produkt należy dokładnie spłukać wodą i wytrzeć do sucha suchą szmatką.

## 10 Przechowywanie

Aby przechowywać urządzenie, wszystkie części muszą być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## 11 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany.</li><li>• Upewnić się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania USB. Produkt nie działa podczas ładowania.</li></ul>
Produkt się nie ładuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnić się, że kabel USB <b>10</b> jest prawidłowo podłączony między gniazdem ładowania <b>9</b> a źródłem zasilania USB.</li></ul>

## 12 Dane techniczne

Model:	FAC03
Znamionowa moc wejściowa:	5 V === 1 A
Napięcie robocze:	3,7 V
Pojemność akumulatora:	1500 mAh, 5,55 Wh (litowy)
Liczba diod LED:	5
Czas ładowania:	2–3 godziny
Waga:	197,7 g
Rodzaj ochrony:	IPX6
Wymiary (dł. × szer. × głęb.):	110,5 × 75 × 44 mm

PL

## 13 Utylizacja

### 13.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy usunąć do odpowiedniego kontenera na odpady. Tekturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.



### 13.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, posiadających systemy do segregacji surowców wtórnych)



**Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!**

Jeśli produkt nie może być już dłużej używane, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.** W ten

sposób zapewnia się profesjonalną utylizację starych urządzeń i unika negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dłatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

**Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!**



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne\*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób

przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

\*oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

## 14 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

## **I5 Obsługa klienta**

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0)180-330550

E-mail: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## **Teisinė informacija**

Invention Works B.V. pasilieka teisę atlikti savo gaminių ar specifikacijų pakeitimus, kuriais gerinama gaminių kokybė, didinamas naudojimo saugumas ar tobulinama gamyba. Invention Works B.V. parengta informacija paskelbiant yra teisinga ir patikima. Tačiau Invention Works B.V. neatsako už šios informacijos naudojimą. Invention Works B.V. licencija nesuteikiama nei netiesiogiai, nei pagal patentą ar patento teisę.

Be aiškaus raštiško Invention Works B.V. sutikimo draudžiama bet kokiais tiksliais ir bet kokia forma ar elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis kopijuoti ar perduoti šį dokumentą. Pasilikame teisę keisti duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n Beauty Ltd. turi patentų, susijusių patentų paraiškų, prekių ženklų, autoriaus teisių ir kitos intelektualinės nuosavybės, kurie yra šio dokumento objektas. Jei nėra atskiro raštiško susitarimo su Silk'n Beauty Ltd., šiuo dokumentu jums nesuteikiama licencija naudoti šiuos patentus, prekių ženklus, autoriaus teises ir kitas intelektualines nuosavybės teises. Pasilikame teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n pavadinimas ir Silk'n logotipas yra registruoti Silk'n Beauty Ltd. prekių ženklai.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nyderlandai  
[www.silk'n.eu](http://www.silk'n.eu) – [info@silk'n.eu](mailto:info@silk'n.eu)

# Turinys

<b>1</b>	<b>Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys</b>	<b>229</b>
<b>2</b>	<b>Bendroji informacija</b>	<b>229</b>
2.1	Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą	229
2.2	Simbolių paaiškinimas	229
<b>3</b>	<b>Sauga</b>	<b>230</b>
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	230
3.2	Saugos nurodymai	230
<b>4</b>	<b>Gaminio ir komplekto tikrinimas</b>	<b>234</b>
<b>5</b>	<b>Įkrovimas</b>	<b>235</b>
<b>6</b>	<b>Veido valymas</b>	<b>235</b>
6.1	Patarimai, kaip valyti veidą	235
6.2	Įjungimas / išjungimas ir veikimo režimo pasirinkimas	236
6.3	Greičio nuostatos pasirinkimas	236
6.4	Apie naudojimą	236
<b>7</b>	<b>Šviesos diodų šviesos, infraraudonųjų spindulių ir šaldymo režimas</b>	<b>237</b>
7.1	Patarimai dėl šviesos diodų šviesos, infraraudonųjų spindulių ir šaldymo režimo	237
7.2	Įjungimas / išjungimas ir šviesos diodų režimo pasirinkimas	238
7.3	Apie naudojimą	239
7.4	Naudojimo planas	239
<b>8</b>	<b>Mygtukų užraktas</b>	<b>239</b>
<b>9</b>	<b>Valymas</b>	<b>240</b>
<b>10</b>	<b>Laikymas</b>	<b>240</b>
<b>11</b>	<b>Trikčių paieška</b>	<b>240</b>
<b>12</b>	<b>Techniniai duomenys</b>	<b>241</b>
<b>13</b>	<b>Šalinimas</b>	<b>241</b>
13.1	Pakuotės šalinimas	241
13.2	Gaminio šalinimas	241
<b>14</b>	<b>Garantijos informacija</b>	<b>242</b>
<b>15</b>	<b>Klientų aptarnavimo skyrius</b>	<b>242</b>

# I Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys

- |   |  |
|---|--|
| 1 Veido šepetėlis   | 6 Šaldantis paviršius                  |
| 2 Didinimo mygtukas (+)                                     | 7 Šaldymo režimo indikatoriaus lemputė |
| 3 Valymo mygtukas (⏻)                                       | 8 Šviesos diodų mygtukas (⏻)           |
| 4 Mažinimo mygtukas (-)                                     | 9 Įkrovimo lizdas                      |
| 5 Šviesos diodų šviesa + infraraudonųjų spindulių paviršius | 10 USB laidas                          |

## 2 Bendroji informacija

### 2.1 Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą



Tai yra „Bright Lux“ (toliau „gaminys“) vartotojo vadovas. Jame pateikiama svarbios informacijos apie gaminio naudojimo pradžią ir naudojimą.

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Ypač atidžiai perskaitykite saugos

nurodymus. Nesilaikant vartotojo vadovo galima patirti sužalojimų arba gali būti pažeistas gaminys. Vartotojo vadovas paremtas Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje taikomais standartais ir taisyklėmis. Užsienyje laikykitės naudojimo šalyje galiojančių direktyvų ir teisės aktų. Saugokite vartotojo vadovą galimam vėlesniam naudojimui. Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, būtinai kartu perduokite ir vartotojo vadovą.

### 2.2 Simbolių paaiškinimas

Šiame vartotojo vadove, ant gaminio ar pakuotės pateikiami toliau aprašyti simboliai ir signaliniai žodžiai.

#### ĮSPĖJIMAS!

Šiuo signaliniu žodžiu / simboliu žymimas vidutinio rizikingumo pavojus, kurio neišvengus, galima patirti mirtį ar sunkų sužalojimą.

#### NURODYMAS!

Šis signalinis žodis įspėja apie galimą materialinę žalą.



Šiuo signaliniu simboliu žymima naudinga, papildoma informacija apie gaminio naudojimą.



Perskaitykite vartotojo vadovą.



Atitikties deklaracija. Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Europos ekonominės erdvės reikalavimus.



Atitikties deklaracija. Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Jungtinės Karalystės reikalavimus.



Šiuo simboliu žymima nuolatinės elektros srovės vardinė įtampa ir vardinė srovė.



Šiuo simboliu pažymėti įrenginiai pritaikyti naudoti tik butyje (sausose patalpose).

**IPX6**

Gaminys apsaugotas nuo stiprių vandens čiurkšlių.

## 3 Sauga

### 3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Gaminys skirtas tik veido valymui ir odos išvaizdos gerinimui naudojant šviesos diodų technologiją, infraraudonuosius spindulius ir šaldymą. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui ir neskirtas komerciniam naudojimui.

Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali sukelti žalos turtui ar žmonėms. Gamintojas neatsako už žalą ir sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.

### 3.2 Saugos nurodymai

**⚠ ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!**

- Gaminį naudokite tik su kartu patiektu USB laidu.

- USB laidą junkite tik prie pritaikyto maitinimo bloko (pagal IEC/EN 60335 sertifikuoto SELV maitinimo įtampos šaltinio), prijungto prie lengvai prieinamo tinklo lizdo, kad būtų galima greitai atjungti nuo elektros tinklo, įvykus trikdžiai.
- Nepradėkite naudoti gaminio, jei jis pažeistas arba pažeistas USB laidas.
- Nebandykite atidaryti gaminio korpuso, o remonto darbus patikėkite specialistams. Tuo tikslu kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Dėl savavališkai atlikto remonto, netinkamo prijungimo ar netinkamo naudojimo prarandama teisė reikalauti atsakomybės ir garantijos.
- Remontui gali būti naudojamos tik pradinis įrenginio duomenis atitinkančios dalys. Šiame gaminyje yra elektrinių ir mechaninių dalių, būtinų apsaugai nuo pavojaus šaltinių.
- Nenardinkite USB laido į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite jį nuo vandens.
- Prieš įkraudami įsitikinkite, kad įkrovimo lizdas yra sausas.
- Visada išjunkite gaminį, jei jo nenaudojate ar valote arba įvykus trikdžiai. Kai gaminio nekraunate, būtinai atjunkite USB laidą.
- Jokiu būdu neimkite USB laido šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Nekiškite į gaminį jokių daiktų.

- Saugokite visas gaminio dalis nuo atviros liepsnos ir karštų paviršių.
- USB laidą nutieskite taip, kad nekiltų pavojus už jo užkliūti.
- USB laido netraukite iš maitinimo bloko už paties laido, bet visada imkite už kištuko.
- USB laido nesulenkite ir nedėkite virš aštrių briaunų.
- Gaminį įkraukite tik 0–40 °C temperatūros aplinkoje.
- Gaminį naudokite tik patalpose.

### **ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!**

- Vaikai nuo 8 metų amžiaus ir ribotų fizinių, sensorinių ir protinių gebėjimų asmenys bei asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, naudoti gaminį gali tik prižiūrimi arba išmokyti, kaip tinkamai jį naudoti bei suprastę kylančius pavojus. Gaminys neskirtas žaisti vaikams. Vaikams draudžiama valyti gaminį ir atlikti naudotojo techninės priežiūros darbus.
- Neprileiskite jaunesnių nei 8 metų vaikų prie gaminio ir USB laido.
- Gaminį draudžiama naudoti nėščiosioms, vaikams, žmonėms, sergantiems epilepsija, skydliaukės ligomis, fotodermatitu arba vartojantiems skydliaukei ar fotodermatitui gydyti skirtus vaistus.



- Nenaudokite gaminio ant akių vokų, akiduobių, netoli uždegiminių spuogų pažeistų sričių arba sričių, kuriose yra bėrimų ar žaizdų.
- Gaminio negalima naudoti, jei naudotojas turi odos ligų arba avarijose patirtų, pooperacinių ar pūliuojančių žaizdų.
- Naudodami gaminį nenaudokite jo viename odos plote.
- Jei nesate tikri, ar galite naudoti gaminį, kreipkitės į savo gydytoją.
- Jei patiriate neįprastą reakciją (pvz., niežėjimą arba nemalonų uždegimą) arba oda nemaloniai įkaista, nedelsdami nustokite naudoti gaminį.
- Netinkamai naudojant gaminį gali ištekėti baterijos skystis – saugokitės sąlyčio su juo. Iš baterijų ištekėjęs skystis gali dirginti ir ėsdinti.
- Baterijos skysčiui patekus ant odos, į akis ar ant gleivinės, nedelsdami nuplaukite sąlyčio vietas švarius vandeniu. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
- Jokiu būdu baterijų neardykite, nejunkite trumpuoju jungimu ir nemeskite į ugnį.

## **NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!**

- Su gaminiu nenaudokite molio ar silikono pagrindu pagamintų valymo priemonių ir grūdėtų valymo priemonių ar šveitiklių, nes

jie gali pažeisti minkštus silikoninius gaminio sąlyčio taškus.

- Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar dideliame karštyje.
- Nuvalykite gaminį po kiekvieno naudojimo, kad ant jo nesikauptų riebalų ir veido valymo priemonių likučiai.
- Nebenaudokite gaminio, jei sutrūko, sulūžo ar deformavosi plastikinės dalys. Pažeistas dalis keiskite tik analogiškomis originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Nenaudokite gaminio, jei jis buvo numestas ar kaip nors kitaip pažeistas. Jei reikia, paveskite gaminį patikrinti ir (arba) suremontuoti kvalifikuotiems meistrams.

LT

## 4 Gaminio ir komplekto tikrinimas

### NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Neatsargiai atidarydami pakuotę aštriu peiliu ar kitu smailiu daiktu, galite pažeisti gaminį. Atidarydami pakuotę būkite atsargūs.
1. Išimkite gaminį iš pakuotės.
  2. Įsitinkinkite, ar patiektaime komplekte nieko netrūksta (žr. **A pav.**).
  3. Patikrinkite, ar gaminys bei atsarginės dalys nepažeisti. Jei yra pažeidimų, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

## 5 Įkrovimas



- Prieš pirmąjį naudojimą bei esant mažai akumuliatoriaus galiai, gaminį įkraukite iki galo.
- Esant mažai akumuliatoriaus galiai, gaminys 2 kartus pypteli, o valymo mygtukas 10 kartų mirkteli, po to gaminys automatiškai išsijungia. Įkraukite gaminį.
- Kol gaminys įkraunamas, jo naudoti negalima.
- Jei gaminį ilgą laiką laikote nenaudojamą, reguliariai patikrinkite baterijos būseną ir įkraukite ją.

1. Mažesnę USB laido **10** galą įkiškite į gaminio įkrovimo lizdą **9**.
2. Platesnę USB laido galą įkiškite tinkamo USB maitinimo šaltinio (maitinimo bloko) USB lizdą.
3. Prijunkite USB maitinimo bloką prie elektros tinklo lizdo. Gaminys pradėdamas įkrauti automatiškai. Įkrovimo metu valymo mygtukas **(P)** **3** mirksi balta šviesa ir nuolat šviečia, kai įkrovimas baigiamas.
4. Baigę įkrauti bateriją, atjunkite USB maitinimo bloką nuo tinklo lizdo ir ištraukite USB laido kištuką iš gaminio įkrovimo lizdo.

## LT 6 Veido valymas

### ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Nenaudokite veido šepetėlio ilgiau kaip 2 minutes vienai valymo procedūrai ir ne dažniau kaip 2 kartus per dieną.

#### 6.1 Patarimai, kaip valyti veidą

- Prieš naudodami veido šepetėlį **1** pirmą kartą, nuvalykite jį, kaip aprašyta skirsnyje „Valymas“.
- Prieš pirmą kartą valydami veido sritį, vienoje vietoje atlikite tinkamumo odai bandymą. Valymo procedūrą pradėkite tik tada, jei nėra jokio šalutinio poveikio.
- Veido šepetėlis turi 2 veikimo režimus: vibracijos režimą ir pulsavimo režimą. Vibracijos režimu švelniam giluminiam valymui naudojamos tolygios vibracijos. Pulsavimo režimu pakaitomis generuojamos stiprios ir silpnos vibracijos, todėl sukuriamas raminantis, į masažą panašus poveikis. Taip pat galimos 7 kiekvieno režimo greičio nuostatos.

## 6.2 Įjungimas / išjungimas ir veikimo režimo pasirinkimas

1. Vieną kartą paspauskite valymo mygtuką (⏻) **3**.  
Veido šepetėlis (1) yra įjungtas ir veikia vibracijos režimu.  
Valymo mygtukas veikimo metu šviečia balta šviesa.
2. Antrą kartą paspauskite valymo mygtuką (⏻).  
Prietaisas persijungia į pulsavimo režimą.
3. Trečią kartą paspauskite valymo mygtuką (⏻).  
Prietaisas išjungiamas.

## 6.3 Greičio nuostatos pasirinkimas

- Pasirinktame veikimo režime (vibruojantis arba pulsuojantis) paspauskite didinimo mygtuką (+) **2** arba mažinimo mygtuką (-) **4**, kad pasirinktumėte greičio nuostatą (1–7). Numatytoji nuostata yra 4.

## 6.4 Apie naudojimą

1. Sudrėkinkite veidą ir veido šepetėlį (1) drungnu vandeniu.  
Užtepkite veido valymo priemonės ant veido (žr. 1 veiksmą **B pav.**).
2. Įjunkite veido šepetėlį ir pasirinkite vibracijos režimą bei greičio nuostatą (žr. instrukcijas ankstesniuose skirsniuose).
3. Valykite veidą sukamaisiais judesiais braukdami veido šepetėliu per veidą (žr. 2 veiksmą **B pav.**).
  - Stambesnius gumbelius naudokite toms sritims, kurias reikia tiksliai nuvalyti (pvz., aplink nosį, akis ir smakrą). Didesnėms sritims (pvz., kaktai, skruostams ir kaklui) naudokite plonesnius gumbelius. Rekomenduojame kiekvieną sritį valyti ne ilgiau kaip 20 sekundžių.
  - Įjungus veido šepetėlį, kas 30 sekundžių pasigirs pyptelėjimas, informuojantis apie praėjusį laiką. Prietaisas automatiškai išsijungia po 2 minučių.  
Atkreipkite dėmesį, kad laikmatis visada atstatomas į nulį, jei valymo procedūros metu pakeičiate darbo režimą arba greičio nuostatą.
  - Jei norite baigti valymo procedūrą anksčiau, paspauskite ir palai-kykite valymo mygtuką (⏻) **3**, kol veido šepetėlis išsijungs.
4. Kruopščiai nuplaukite veidą ir veido šepetėlį vandeniu ir nusau-sinkite juos švariu sausu rankšluosčiu (žr. 3 veiksmą **B pav.**).
5. Patepkite veidą serumu arba dieniiniu / naktiniu kremu.
6. Įjunkite veido šepetėlį ir pasirinkite pulsavimo režimą bei greičio nuostatą (žr. instrukcijas ankstesniuose skirsniuose).

7. Veido šepetėliu masažuokite veidą sukamaisiais judesiais, kad suaktyvintumėte kraujotaką ir paskatintumėte odos priežiūros priemonės įsigėrimą (žr. 4 veiksmą **B pav.**).
  - Veido šepetėlis automatiškai išsijungia po 2 minučių.
  - Jei norite baigti valymo procedūrą anksčiau, paspauskite ir palai-kykite valymo mygtuką (⏏), kol veido šepetėlis išsijungs.
8. Po naudojimo kruopščiai išvalykite veido šepetėlį (žr. skirsinį „Valymas“).

## 7 Šviesos diodų šviesos, infraraudonųjų spindulių ir šaldymo režimas

### ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Nenaudokite šviesos diodų šviesos + infraraudonųjų spindulių paviršiaus ir šaldančio paviršiaus ilgiau nei 15 minučių vienai šviesos diodų procedūrai.

#### 7.1 Patarimai dėl šviesos diodų šviesos, infraraudonųjų spindulių ir šaldymo režimo

- Prieš naudodami pirmą kartą nuvalykite šviesos diodų šviesos + infraraudonųjų spindulių paviršių **5** ir šaldantį paviršių **6**, kaip aprašyta skirsnyje „Valymas“.
- Šviesos diodų šviesa + infraraudonųjų spindulių paviršius skirtas jūsų odos žvilgesiui ir stangrumui atkurti. Taip pat galite pasirinkti šaldymo režimą, kuris sumažina akių paburkimą ir suteikia akims spindesio.
- Kad pagerintumėte odos išvaizdą, galite rinktis iš 5 skirtingo poveikio režimų:

Režimas	Paskirtis
Raudona šviesos diodų šviesa + infraraudonieji spinduliai	Sumažina smulkias raukšles bei raukšleles, skatina kolageno gamybą ir gerina kraujotaką
Mėlyna šviesos diodų šviesa + infraraudonieji spinduliai	Mažina su akne susijusį paraudimą ir dėmeles, skaidina veido odą

Režimas	Paskirtis
Geltona šviesos diodų šviesa + infraraudonieji spinduliai	Pagerina odos drėgmės balansą ir nuramina sausą bei jautrią odą
Violetinė šviesos diodų šviesa + infraraudonieji spinduliai	Užkerta kelią odos senėjimui, mažina odos užterštumą, didina odos gyvybingumą ir spindesį
Raudona šviesos diodų šviesa + infraraudonieji spinduliai + šaldymas	Sumažina akių paburkimą ir suteikia akims spindesio

## 7.2 Įjungimas / išjungimas ir šviesos diodų režimo pasirinkimas

- Vieną kartą paspauskite šviesos diodų mygtuką (⏻) **8**. Šviesos diodų šviesa + infraraudonųjų spindulių paviršius **5** įjungiamas į **raudonos spalvos šviesos diodų režimą**.
- Antrą kartą paspauskite šviesos diodų mygtuką (⏻). Preitaisas persijungia į **mėlynos spalvos šviesos diodų režimą**.
- Trečią kartą paspauskite šviesos diodų mygtuką (⏻). Preitaisas persijungia į **geltonos spalvos šviesos diodų režimą**.
- Ketvirtą kartą paspauskite šviesos diodų mygtuką (⏻). Preitaisas persijungia į **violetinės spalvos šviesos diodų režimą**.
- Penktą kartą paspauskite šviesos diodų mygtuką (⏻). Prietaisas persijungia į **raudonos šviesos diodų šviesos režimą + šaldymo režimą**. Šiuo režimu šviesos diodų + infraraudonųjų spindulių paviršius šviečia raudonai, o šaldantis paviršius **6** atvėsta iki maždaug 6 °C. Taip pat įsižiebia šaldymo režimo indikatorius lemputė **7**.
- Šeštą kartą paspauskite šviesos diodų mygtuką (⏻). Prietaisas išjungiamas.

**Patarimas:** Raudonos šviesos diodų šviesos režimą + šaldymo režimą galite pasirinkti tiesiogiai, kelis kartus nespausdami šviesos diodo mygtuko. Norėdami tai padaryti, paspauskite ir palaikykite šviesos diodo mygtuką (⏻) bet kuriuo šviesos diodo režimu, kol įsijung raudonos šviesos diodų šviesos režimas + šaldymo režimas.

### 7.3 Apie naudojimą

1. Kruopščiai nuplaukite ir nusausinkite veidą. Įsitinkite, kad ant jo neliko makiažo ir nešvarumų.
2. Įjunkite šviesos diodų šviesą + infraraudonųjų spindulių paviršių **5** ir pasirinkite šviesos diodų režimą (žr. instrukcijas ankstesniuose skirsniuose).
3. Sukamaisiais judesiais braukite šviesos diodų ir infraraudonųjų spindulių paviršiumi per veidą.
  - Įjungus šviesos diodų šviesą + infraraudonųjų spindulių paviršių, kas 30 sekundžių pasigirs pyptelėjimas, informuojantis apie praėjusį laiką. Prietaisas automatiškai išsijungia po 10 minučių (bet kuriuo šviesos diodų režimu) arba 2 minučių (raudonos šviesos diodų šviesos režimas + šaldymo režimas). Atkreipkite dėmesį, kad laikmatis visada atstatomas į nulį, jei šviesos diodų procedūros metu pakeičiate režimą.
  - Jei norite anksčiau sustabdyti šviesos diodų procedūrą, kelis kartus paspauskite šviesos diodų mygtuką (**⏏**) **8**, kol prietaisas išsijungs.
4. Po šviesos diodų procedūros veidą patepkite serumu ir (arba) dieniniu / naktiniu kremu.

LT

### 7.4 Naudojimo planas

Jei šviesos diodų šviesą + infraraudonųjų spindulių paviršių **5** naudojate pirmą kartą, vadovaukitės toliau pateiktu naudojimo planu:

Pirma savaitė	Kas 3 dienas po vieną kartą iki 10 minučių
Antra savaitė	Kas 2 dienas po vieną kartą iki 10 minučių
Trečia savaitė	Kas 2 dienas po vieną kartą iki 10–15 minučių
Ketvirta savaitė	Kasdien po vieną kartą iki 10–15 minučių

Pasirodžius rezultatams, pakeiskite dažnumą iki vieno ar dviejų kartų per savaitę.

## 8 Mygtukų užraktas

- Vienu metu paspauskite ir palaikykite didinimo mygtuką (+) **2** ir mažinimo mygtuką (-) **4**, kol išgirsite 2 pyptelėjimus. Mygtukai dabar yra užrakinti, kad atsitiktinai neįsijungtų gabe-nant.
- Norėdami atrakinti mygtukus, pakartokite ankstesnį veiksmą.

## 9 Valymas

### ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Prieš valydami gaminį, būtinai atjunkite jį nuo elektros srovės šaltinio.

### NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, šepėčių metaliniais šeriais ir aštrių ar metalinių valymo įrankių, pavyzdžiui, peilių, kietų mentelių ir pan.
- Neplaukite karštu vandeniu.
  1. Gaminį valykite drungnu vandeniu ir muilu.
  2. Nuvalę, gaminį kruopščiai nuplaukite vandeniu ir nusausinkite sausa šluoste.

## 10 Laikymas

Prieš padėdami gaminį laikyti, įsitinkite, kad visos dalys yra sausos.

- Gaminį laikykite švarioje, sausoje ir nuo karščio bei tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## 11 Trikčių paieška

Tam tikros problemos gali būti sukeltos nedidelių trikčių, kurias galite pašalinti patys. Tuo tikslu laikykitės tolesnėje lentelėje pateiktų nurodymų. Jei problemos pašalinti nepavyko, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Nebandykite remontuoti gaminio patys.

<b>Triktis</b>	<b>Galima priežastis ir sprendimas</b>
Gaminys neveikia.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Įsitinkite, ar gaminys tinkamai įkrautas.</li><li>• Įsitinkite, kad gaminys neprijungtas prie USB elektros srovės šaltinio. Kol yra įkraunamas, gaminys neveikia.</li></ul>



Triktis	Galima priežastis ir sprendimas
Gaminio nepavyksta įkrauti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad USB laidas <b>10</b> tinkamai prijungtas prie įkrovimo lizdo <b>9</b> ir USB elektros srovės šaltinio.</li> </ul>

## 12 Techniniai duomenys

Modelis:	FAC03
Vardinė įvesties galia:	5 V === 1 A
Darbinė įtampa:	3,7 V
Akumuliatoriaus talpa:	1 500 mAh, 5,55 Wh (ličio)
Šviesos diodų šviesų kiekis:	5
Įkrovimo trukmė:	2–3 valandos
Svoris:	197,7 g
Apsaugos klasė:	IPX6
Matmenys (I × P × G):	110,5 × 75 × 44 mm

LT

## 13 Šalinimas

### 13.1 Pakuotės šalinimas



Šalinkite pakuotę pagal rūšį. Popierių ir kartoną pridukite su popieriaus atliekomis, o plėveles – su perdirbamomis atliekomis.

### 13.2 Gaminio šalinimas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra panašios perdirbamų atliekų rūšiavimo sistemos)



**Draudžiama šalinti naudotą įrangą su buitineis atliekomis!**

Jei gaminys nebegali būti naudojamas, **šalinkite jį laikydamiesi šalies ar regiono atliekų tvarkymo taisyklių**. Šitaip užtikrinsite, kad naudotos įrangos atliekos bus sutvarkytos tinkamai ir negalės pakenkti aplinkai. Todėl elektros įrangą pažymėta šiuo simboliu.

## **Draudžiama išmesti baterijas ir akumulatorius su buities atliekomis!**



Teisės aktai jus, kaip galutinį naudotoją, įpareigoja visus akumulatorius ir baterijas priduoti savivaldybės / seniūnijos atliekų surinkimo punkte ar pardavėjui, kad jų atliekos būtų sutvarkytos tinkamai, nepriklausomai nuo to, ar juose yra pavojingų medžiagų\* ar ne.

Įsitikinkite, kad akumulatorius yra išsikrovęs ir pridukite visą gaminį (su akumulatoriumi) į surinkimo punktą!

\*žymėjimas: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas

## **14 Garantijos informacija**

Šiam gaminiui pagal Europos taisykles ir teisės aktus suteikiama 2 metų garantija. Šiam gaminiui suteikiama garantija taikoma tik defektams, atsiradusiems dėl gamybos klaidų. Jei norite pareikšti pretenzijas dėl garantijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Gali būti, kad jam pavyks išspręsti problemas ir nereikės siųsti gaminio į parduotuvę ar mūsų techninės priežiūros centrą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti!

## **15 Klientų aptarnavimo skyrius**

Daugiau informacijos apie Silk'n gaminius rasite savo regiono interneto svetainėje: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Jei įrenginys yra pažeistas, turi trūkumų, reikia remonto arba mūsų pagalbos, kreipkitės į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Šį naudotojo vadovą galite atsisiųsti kaip PDF failą iš [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Priežiūros Nr.: +31 (0) 180-330550

El. paštas: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## Jogi nyilatkozat

A Invention Works B.V. fenntartja magának a jogot, hogy teljesítménynövelési, üzembiztonsági vagy gyárthatósági szempontokból a termékein vagy a specifikáción változtatásokat végezzen. A Invention Works B.V. által rendelkezésre bocsátott információk a közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatónak tekinthetők. Felhasználásukat illetően a Invention Works B.V. mindazonáltal semmiféle felelősséget nem vállal. Sem hallgatólagosan, sem a Invention Works B.V. szabadalma, sem szabadalmi joga nem nyújt engedélyt.

A dokumentum egyetlen része sem, semmilyen formában, sem elektronikus, sem mechanikus eszközzel semmilyen célra nem sokszorosítható és nem továbbítható a Invention Works B.V. határozott írásos engedélye nélkül. Az adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silkn Beauty Ltd. rendelkezik olyan szabadalmakkal, valamint függőben levő szabadalmi bejelentésekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb jogokkal, amelyek a dokumentum tárgyát képezik. **HU** A dokumentum rendelkezésre bocsátásával semmiképpen nem kap semmilyen engedélyt ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra, hacsak azt a Silkn Beauty Ltd. céggel kötött írásos megállapodás nem szabályozza. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silk'n és a Silk'n logó a Silkn Beauty Ltd. bejegyzett védjegye.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollandia

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>A csomag tartalma/a készülék részei</b>	<b>245</b>
<b>2</b>	<b>Általános tudnivalók</b>	<b>245</b>
2.1	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást	245
2.2	Jelölések magyarázata	245
<b>3</b>	<b>Biztonság</b>	<b>246</b>
3.1	Rendeltetésszerű használat	246
3.2	Biztonsági utasítások	246
<b>4</b>	<b>A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése</b>	<b>251</b>
<b>5</b>	<b>Töltés</b>	<b>251</b>
<b>6</b>	<b>Arctisztítás</b>	<b>252</b>
6.1	Arctisztítási tippek	252
6.2	Be-/kikapcsolás és üzemmód kiválasztása	252
6.3	Sebességbeállítás kiválasztása	252
6.4	Alkalmazás	253
<b>7</b>	<b>LED-lámpa, infravörös fény és hűtési üzemmód</b>	<b>254</b>
7.1	Tippek a LED-lámpa, infravörös és a hűtési üzemmódhoz	254
7.2	Be-/kikapcsolás és a LED üzemmód kiválasztása	255
7.3	Alkalmazás	255
7.4	Alkalmazási terv	256
<b>8</b>	<b>Gombzár</b>	<b>256</b>
<b>9</b>	<b>Tisztítás</b>	<b>256</b>
<b>10</b>	<b>Tárolás</b>	<b>257</b>
<b>11</b>	<b>Hibakeresés</b>	<b>257</b>
<b>12</b>	<b>Műszaki adatok</b>	<b>257</b>
<b>13</b>	<b>Leselejtezés</b>	<b>258</b>
13.1	A csomagolás leselejtezése	258
13.2	A termék leselejtezése	258
<b>14</b>	<b>Jótállási információk</b>	<b>258</b>
<b>15</b>	<b>Ügyfélszolgálat</b>	<b>259</b>

# I A csomag tartalma/a készülék részei

- |   |                               |    |                           |
|---|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Arckefe                       | 6  | Hűtőfelület               |
| 2 | Növelés gomb (+)              | 7  | Hűtési üzemmód jelzőfénye |
| 3 | Tisztító gomb (⏻)             | 8  | LED gomb (⏻)              |
| 4 | Csökkentés gomb (-)           | 9  | Töltőcsatlakozó           |
| 5 | LED-lamp + infravörös felület | 10 | USB-kábel                 |

## 2 Általános tudnivalók

### 2.1 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást



A használati útmutató a Bright Lux termékhez tartozik (a továbbiakban mint „termék”). Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ez különösen vonatkozik a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati utasítás az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati utasítást is.

### 2.2 Jelölések magyarázata

A használati utasításban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

#### FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

#### ÉRTESÍTÉS!

Ez a figyelmeztetés a lehetséges anyagi károkra vonatkozik.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.



Olvassa el a használati utasítást.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi jogszabályát.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Egyesült Királyság összes alkalmazandó előírásának.



Ez a jel jelöli az egyenáram névleges feszültségét és névleges áramerősségét.



Az ilyen jellel jelölt készülékek csak háztartási használatra (száraz beltérbe) alkalmasak.

**IPX6**

A termék erős vízsugár ellen védett.

## 3 Biztonság

### 3.1 Rendeltetészerű használat

A termék kizárólag arctisztításra és a bőr megjelenésének javítására szolgál, LED fénytechnológia, infravörös fény és hűtés segítségével. Kizárólag személyes használatra készült, ipari használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vezethet. A gyártó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

### 3.2 Biztonsági utasítások



## FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- A terméket csak a mellékelt USB-kábellel használja.
- A termék USB-kábelét csak olyan alkalmas

tápegységre (az IEC/EN 60335 szabvány szerint tanúsított SELV feszültségforrás) csatlakoztassa, amelyet könnyen hozzáférhető dugaszoló aljzatba dugtak, hogy üzemzavar esetén gyorsan le tudja választani az elektromos hálózatról.

- Ne helyezze üzembe a terméket, ha sérülést lát rajta vagy az USB-kábel meghibásodott.
- Ne nyissa fel a készülék házát, bízza szakemberre a javítást. Ezzel forduljon az ügyfélszolgálathoz. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Nem merítse az USB-kábelt vízbe vagy más folyadékba. Tartsa távol a víztől.
- A töltés előtt győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozás száraz.
- A terméket kapcsolja ki, ha nem használja, ha tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel. Mindig húzza ki az USB-kábelt, amikor nem tölti a terméket.

- Soha ne érjen az USB-kábelhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ne dugjon tárgyakat a készülékhez.
- A terméket és tartozékait tartsa távol a nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy vezesse az USB-kábelt, hogy senki ne essen el benne.
- Az USB-kábelt ne a kábelnél, hanem mindig a kábel dugójánál fogva húzza ki a tápegységből.
- Ne törje meg az USB-kábelt, és ne helyezze éles szegélyekre.
- A terméket csak 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja.

### **FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!**

- A terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a termékkel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást nem hajthatják végre gyermekek.



- A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a terméktől és az USB-kábeltől.
- A terméket nem használhatják várandós nők, gyermekek, epilepsziában szenvedők, pajzsmirigybetegek, pajzsmirigy-gyógyszert szedő személyek, fotoallergiában szenvedő, illetve fotoallergiás kezelésére szolgáló gyógyszert szedő személyek.
- Ne használja a terméket szemhéjon, szemüregben, gyulladással járó pattanások által érintett területek közelében, illetve kiütéses vagy sebes területeken.
- A termék nem használható bőrbetegségek, gennyesedés, baleset következtében fellépő és műtét utáni sebek esetén.
- A használat során ne koncentrálna a terméket a bőr egyetlen területére.
- Forduljon orvosához, ha nem lenne biztos benne, hogy használhatja-e a terméket.
- Ha rosszul érezné magát, bármilyen rendellenes reakciót tapasztalna (pl. viszketés vagy kellemetlen gyulladások), illetve bőre kellemetlenül felmelegedne, akkor azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Szakszerűtlen alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék szivároghat – kerülje az ezzel való érintkezést. Az

akkumulátorokból kilépő folyadék irritációt vagy marási sérüléseket okozhat.

- A bőr, szem vagy nyálkahártya akkumulátorfolyadékkal történő érintkezése esetén haladéktalanul mossa le és öblítse le tiszta vízzel az érintett területeket. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorokat tilos szétszerelni, rövidre zárni vagy tűzbe dobni.

## **ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!**

- Ne használjon agyag- vagy szilikonbázisú tisztítószereket, illetve szemcsés tisztító- vagy peeling szereket a termékkel, mivel ezek károsíthatják a termék puha szilikon érintkezési pontjait.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy extrém hőségnek.
- Minden használat után tisztítsa meg a terméket, hogy megelőzze az olajos maradványok és az arctisztító termékek maradványainak felgyülemelését.
- Ne használja a terméket, ha a műanyag részek megrepedtek, eltörték vagy deformálódtak. A sérült elemeket kizárólag eredeti cserealkatrészekkel pótolja.
- Ne helyezze üzembe a terméket, ha az leesett vagy bármilyen jellegű sérülést lát rajta. Szükség esetén ellenőriztesse és/

vagy javíttassa meg a terméket szakképzett technikussal.

## 4 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

### ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Győződjön meg a csomag hiánytalanságáról (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

## HU 5 Töltés



- Az első használat előtt és alacsony akkumulátortöltöttség esetén töltsse fel teljesen a terméket.
- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a termék 2 hangjelzést ad, a tisztító gomb pedig 10-szer villog, aztán a termék automatikusan kikapcsol. Töltsse fel a terméket.
- Töltés közben a termék nem használható.
- A termék hosszabb ideig történő tárolása esetén ellenőrizni kell az akkumulátor töltöttségi szintjét és rendszeresen fel kell tölteni a terméket.

1. Illessze be az USB-kábel **10** kisebb végét a termék töltőcsatlakozójába **9**.
2. Csatlakoztassa az USB-kábel nagyobbik végét egy alkalmas USB-áramforrás (pl. USB-tápegység) USB-csatlakozójára.
3. A töltéshez dugja az USB-tápegységet egy dugaszoló aljzatba. A töltési folyamat automatikusan elindul. A tisztító gomb **(⏻)** **3** a töltési folyamat során fehéren villog, a töltés befejezésekor pedig világít.


4. A töltési folyamat befejezését követően húzza ki az USB-tápegységet a dugaszoló aljzatból, az USB-kábelt pedig húzza ki a termék töltőcsatlakozójából.

## 6 Arctisztítás






### FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne használja az arckefét tisztítási folyamatként 2 percnél hosszabb ideig és napi 2 alkalomnál többször.



#### 6.1 Arctisztítási tippek

- Az első használat előtt tisztítsa meg az arckefét  a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben leírtak szerint.
- Mielőtt először tisztítaná arcának egyik részét, egy kis részen végezzen bőrtolerancia-próbát. Csak akkor kezdje el a tisztítási folyamatot, ha nem lépnek fel mellékhatások.
- Az arckefe 2 üzemmóddal rendelkezik: Vibrációs és pulzáló üzemmód. Vibrációs üzemmódban egyenletes rezgéseket alkalmaz a gyengéd mélytisztításhoz. Pulzáló üzemmódban felváltva erős és gyenge rezgéseket alkalmaz, amely nyugtató, masszázsszerű hatást ér el. Az egyes üzemmódok emellett 7 sebességbeállítással rendelkeznek.

#### 6.2 Be-/kikapcsolás és üzemmód kiválasztása

1. Nyomja meg egyszer a tisztító gombot  .  
Az arckefe  be van kapcsolva és vibrációs üzemmódban van. A tisztító gomb működés közben fehéren világít.
2. Nyomja meg újra a tisztító gombot .  
A készülék pulzáló üzemmódba kapcsol.
3. Nyomja meg harmadszor is a tisztító gombot .  
A készülék kikapcsol.

#### 6.3 Sebességbeállítás kiválasztása

- A kiválasztott üzemmódban (vibrációs vagy pulzáló) nyomja meg a növelés (+)  vagy a csökkentés gombot (-)  a sebességbeállítás (1–7) kiválasztásához. Az alapértelmezett beállítás 4.

## 6.4 Alkalmazás

1. Nedvesítse be arcát és az arckefét **1** langyos vízzel. Vigye fel az arctisztító terméket arcára (lásd a **B. ábra** 1. lépését).
2. Kapcsolja be az arckefét, és válassza ki a vibrációs üzemmódot és a sebességbeállítást (lásd az előző fejezetekben található utasításokat).
3. Tisztítsa meg arcát úgy, hogy az arckefét körkörös mozdulatokkal az arcán mozgatja (lásd a **B. ábra** 2. lépését).
  - Használja a vastagabb bütyköket olyan területeken, ahol precíz tisztításra van szükség (pl. az orr, a szemek és az áll tájékán). A nagyobb területeken (pl. homlok, arc és nyak) használja a vékonyabb bütyköket. Javasoljuk, hogy az egyes területeket legfeljebb 20 másodpercig tisztítsa.
  - Az arckefe elindítását követően 30 másodpercenként hangjelzés tájékoztatja az eltelt időről. A készülék 2 perc után automatikusan kikapcsol.Vegye figyelembe, hogy az időzítő mindig nullára áll vissza, ha a tisztítási folyamat során módosítja az üzemmódot vagy a sebességbeállítást.
4. Ha a tisztítási folyamatot korábban szeretné befejezni, tartsa lenyomva a tisztító gombot (**U**) **3**, amíg az arckefe ki nem kapcsol.
4. Öblítse le alaposan az arcát és az arckefét vízzel, majd törölje szárazra egy tiszta, száraz törölközővel (lásd a **B. ábra** a 3. lépését).
5. Vigye fel arcára a szérumát vagy nappali/éjszakai krémét.
6. Kapcsolja be az arckefét, és válassza ki a pulzáló üzemmódot és a sebességbeállítást (lásd az előző fejezetekben található utasításokat).
7. Masszírozza arcát az arckefével körkörös mozdulatokkal a vérkeringés serkentése és a bőrápoló termék felszívódásának elősegítése érdekében (lásd a **B. ábra** 4. lépését).
  - Az arckefe 2 perc után automatikusan kikapcsol.
  - Ha a tisztítási folyamatot korábban szeretné befejezni, tartsa lenyomva a tisztító gombot (**U**), amíg az arckefe ki nem kapcsol.
8. A használat után alaposan tisztítsa meg az arckefét (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

## 7 LED-lámpa, infravörös fény és hűtési üzemmód

### FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne használja a LED-lámpát, illetve az infravörös és hűtő felületet LED-folyamatonként 15 percnél tovább.

#### 7.1 Típek a LED-lámpa, infravörös és a hűtési üzemmódhoz

- Az első használat előtt tisztítsa meg a LED-lámpát + infravörös felületet **5** és hűtőfelületet **6** a „Tisztítás” című fejezetben ismertetettek szerint.
- A LED-lámpa és az infravörös felület a bőr ragyogásának és rugalmasságának helyreállítására szolgál. A hűtési üzemmódot is választhatja, amely csökkenti a szemek duzzadságát és ragyogóbb megjelenést biztosít.
- A bőr megjelenésének javítása érdekében 5 különböző hatású üzemmód közül választhat:

Üzemmód	A legalkalmasabb erre
Vörös LED-lámpa + infravörös fény	Csökkenti a finom vonalakat és ráncokat, stimulálja a kollagént és javítja a vérkeringést
Kék LED-lámpa + infravörös fény	Csökkenti az aknéval kapcsolatba hozható bőrpírt és foltokat, és tisztább bőrről gondoskodik
Sárga LED-lámpa + infravörös fény	Javítja a bőr nedvesség-háztartását, és nyugtatja a száraz és érzékeny bőrt
Lila LED-lámpa + infravörös fény	Megelőzi a bőr öregedését, és csökkenti a foltokat, javítja a bőr vitalitását és ragyogását
Vörös LED-lámpa + infravörös fény + hűtés	Csökkenti a szemek duzzadságát és ragyogóbb megjelenést biztosít

## 7.2 Be-/kikapcsolás és a LED üzemmód kiválasztása

1. Nyomja meg egyszer a LED gombot (⏻) **8**.  
A LED-lámpa + infravörös felület **5** **piros LED üzemmódban** kapcsol be.
2. Nyomja meg újra a LED gombot (⏻).  
A készülék a **kék LED üzemmódra** vált.
3. Nyomja meg harmadszor a LED gombot (⏻).  
A készülék a **sárga LED üzemmódra** vált.
4. Nyomja meg negyedszer a LED gombot (⏻).  
A készülék a **lila LED üzemmódra** vált.
5. Nyomja meg ötödször a LED gombot (⏻).  
A készülék a **piros LED + hűtési üzemmódra** vált. Ebben az üzemmódban a LED-lámpa + infravörös felület pirosan világít, a hűtőfelület **6** pedig kb. 6 °C-ra hűl le. A hűtési üzemmód jelzőfénye **7** szintén kigyullad.
6. Nyomja meg hatodszor a LED gombot (⏻).  
A készülék kikapcsol.

**Tipp:** A piros LED + hűtési üzemmódot közvetlenül a LED gomb többszöri megnyomása nélkül is kiválaszthatja. Ehhez tartva lenyomva a LED gombot (⏻) bármelyik LED üzemmódban, amíg a piros LED + hűtési üzemmód be nem kapcsol.

HU

## 7.3 Alkalmazás

1. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az arcát. Győződjön meg róla, hogy az arca sminktől és szennyeződésektől mentes.
2. Kapcsolja be a LED-lámpát + infravörös felületet **5**, és válassza ki a LED üzemmódot (lásd az előző fejezetekben található utasításokat).
3. Mozgassa a LED-lámpát + infravörös felületet körkörös mozdulatokkal az arcán.
  - A LED-lámpa + infravörös felület indítását követően 30 másodpercenként hangjelzést hall, amely tájékoztatja az eltelt időről. A készülék 10 perc (bármely LED üzemmódban) vagy 2 perc (piros LED + hűtési üzemmód) elteltével automatikusan kikapcsol. Vegye figyelembe, hogy az időzítő mindig nullára áll vissza, ha a LED-folyamat során üzemmódot vált.
  - Ha a LED-folyamatot korábban le szeretné állítani, nyomja meg többször a LED gombot (⏻) **8**, amíg a készülék ki nem kapcsol.
4. Vigye fel a szérumot és/vagy nappali/éjszakai krémet az arcára a LED-folyamat után.

## 7.4 Alkalmazási terv

Ha először használja a LED-lámpa + infravörös felületet **5**, akkor kövesse az alábbi alkalmazási tervet:

Első hét	3 naponta egyszeri használat, max. 10 percig
Második hét	2 naponta egyszeri használat, max. 10 percig
Harmadik hét	2 naponta egyszeri használat, max. 10–15 percig
Negyedik hét	Minden nap, max. 10–15 percig

Ha már lát eredményeket, akkor módosítsa a gyakoriságot heti egy vagy két alkalomra.

## 8 Gombzár

- Tartsa lenyomva a növelés gombot (+) **2** és a csökkentés gombot (–) **4**, amíg 2 hangjelzést nem hall. A gombok ezt követően zárolva vannak a szállítás közbeni szándékolatlan aktiválás megelőzése érdekében.
- Ismétlje meg a fenti lépést a gombok zárolásának feloldásához.

## 9 Tisztítás

### FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az áramforrásról.

### ÉRTESÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém sörtéjű kefét, illetve olyan éles vagy fém tisztítóeszközöket, mint kés, kemény spatula és más hasonló eszközök.
- A tisztításhoz ne használjon forró vizet.

1. Tisztítsa meg a terméket langyos, szappanos vízzel.
2. A tisztítás után alaposan öblítse le a terméket vízzel, és törölje szárazra száraz törlőkendővel.





## 10 Tárolás

A tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.


- A terméket hőtől és közvetlen napfénytől védett tiszta és száraz helyen tárolja.
- A terméket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.

## 11 Hibakeresés

Lehet, hogy bizonyos problémák csak olyan kisebb mértékű zavart okoznak, amelyeket Ön is el tud hárítani. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat. Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne próbálkozzon saját maga a termék javításával.

Hiba	Lehetséges ok és elhárítás
A termék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg róla, hogy a termék szabályszerűen fel van töltve.</li><li>• Győződjön meg róla, hogy a termék nincs USB-áramforráshoz csatlakoztatva. A termék nem működik töltés közben.</li></ul>
A termék nem tölthető.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel  megfelelően csatlakozik a töltőcsatlakozásra  és az USB-áramforrásra.</li></ul>

## 12 Műszaki adatok

Modell:	FAC03
Névleges bemenőteliesség:	5 V  1 A
Üzemi feszültség:	3,7 V
Akkumulátorkapacitás:	1 500 mAh, 5,55 Wh (lítium)
LED lámpák száma:	5
Töltési idő:	2–3 óra
Tömeg:	197,7 g
Védelem típusa:	IPX6
Méretek (ho × szé × mé):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Leselejtezés

### 13.1 A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva selejtezze le. A kartont és a papírt a papír, a fóliát a műanyag gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

### 13.2 A termék leselejtezése

(Az Európai Unió belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



**Az elhasznált készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva kell leselejtezni!**

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, **azt az országában érvényes rendelkezéseknek megfelelően selejtezze le.** Így biztosítható a

kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

**Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!**



Végfelhasználóként Ön törvényileg kötelezett arra, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy azok tartalmaznak-e veszélyes anyagokat\* vagy sem – településének/kerületének gyűjtőhelyén vagy egy kereskedőnél adjon le azok környezetbarát módon

törtető ártalmatlanítása érdekében.

Vigye a teljes terméket (az akkumulátorral együtt) a gyűjtőhelyére, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült!

\*a következő jelzéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

## 14 Jótállási információk

A termékhez az európai szabályozásoknak és törvények szerint 2 éves jótállás tartozik. A termék esetében a jótállás gyártási hiba által okozott műszaki hiányosságokra korlátozódik. Ha jótállási igényt szeretne érvényesíttetni, akkor előtte ne feledjen ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni. Előfordulhat, hogy meg tudják oldani a problémát anélkül, hogy a terméket az üzletbe vagy a szervizközpontba vissza kellene küldeni. Ügyfélszolgálatunk mindig készségesen segít!

## 15 Ügyfélszolgálat

További információk a Silk'n termékekről a regionális Silk'n weboldalon található: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Ha a készülék megrongálódik vagy meghibásodik, javításra szorul, vagy segítségünkre van szükség, forduljon a legközelebbi Silk'n szervizközpontunkhoz. Ez a használati útmutató a [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) weboldalról PDF formátumban is letölthető.

Szerviz telefonszám: +31 (0)180-330550

E-mail: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Toate drepturile rezervate.

## **Observații juridice**

Invention Works B.V. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile produselor, în scopul îmbunătățirii puterii, siguranței de funcționare sau a procesului de producție. Informațiile comunicate de Invention Works B.V. în momentul publicării sunt corecte și de încredere. Invention Works B.V. este exonerat de orice răspundere în cazul utilizării acestor informații. Patentele Invention Works B.V. nu implică, nici implicit, acordarea unei licențe.

Reproducerea sau transferarea parțială sau totală a prezentului document sub orice formă sau prin modalități electronice sau mecanice, pentru orice scopuri este interzisă fără acordul scris al Invention Works B.V. Drepturile de modificare a datelor fără notificare prealabilă sunt rezervate.

Silk'n Beauty Ltd. dispune de patente, de patente în curs de înregistrare, de mărci înregistrate, de drepturi de autor sau de alte drepturi și proprietăți intelectuale, menționate în prezentul document. Prezentul document nu conferă licențe pentru aceste patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi și drepturi de proprietate intelectuală, în limita în care acest aspect nu este convenit altfel în scris cu Silk'n Beauty Ltd. Ne rezervăm dreptul la orice modificare a datelor tehnice, fără notificare prealabilă.

Silk'n și logo-ul Silk'n sunt mărci înregistrate ale Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Olanda

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

RO

# Cuprins

<b>1</b>	<b>Pachetul de livrare/componentele aparatului</b>	<b>262</b>
<b>2</b>	<b>Generalități</b>	<b>262</b>
2.1	Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare	262
2.2	Explicații privind simbolurile	262
<b>3</b>	<b>Siguranța</b>	<b>263</b>
3.1	Utilizarea conformă cu destinația	263
3.2	Indicații de siguranță	264
<b>4</b>	<b>Verificarea produsului și a pachetului de livrare</b>	<b>268</b>
<b>5</b>	<b>Încărcarea</b>	<b>268</b>
<b>6</b>	<b>Curățarea facială</b>	<b>269</b>
6.1	Sfaturi pentru curățarea facială	269
6.2	Pornire/oprire și selectarea modului de funcționare	270
6.3	Selectați setarea vitezei	270
6.4	Pentru utilizare	270
<b>7</b>	<b>Lumină LED, infraroșu și modul de răcire</b>	<b>271</b>
7.1	Sfaturi pentru lumina LED, infraroșu și modul de răcire	271
7.2	Pornire/oprire și selectarea modului cu LED	272
7.3	Pentru utilizare	272
7.4	Planul de aplicare	273
<b>8</b>	<b>Blocarea tastelor</b>	<b>273</b>
<b>9</b>	<b>Curățarea</b>	<b>273</b>
<b>10</b>	<b>Depozitarea</b>	<b>274</b>
<b>11</b>	<b>Identificarea defectiunilor</b>	<b>274</b>
<b>12</b>	<b>Date tehnice</b>	<b>275</b>
<b>13</b>	<b>Eliminarea</b>	<b>275</b>
13.1	Eliminarea ambalajului	275
13.2	Eliminarea produsului	275
<b>14</b>	<b>Informații privind garanția</b>	<b>276</b>
<b>15</b>	<b>Serviciul pentru clienți</b>	<b>276</b>

# I Pachetul de livrare/componentele aparatului

- |   |                                   |    |  |
|---|-----------------------------------|----|--|
| 1 | Perie facială                     | 6  | Suprafață de răcire                      |
| 2 | Tastă de creștere (+)             | 7  | Indicator luminos pentru modul de răcire |
| 3 | Buton de curățare (⏻)             | 8  | Buton LED (⏻)                            |
| 4 | Tastă de reducere (-)             | 9  | Port de încărcare                        |
| 5 | Lumina LED + suprafață infraroșie | 10 | Cablu USB                                |

## 2 Generalități

### 2.1 Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare



Aceste instrucțiuni de utilizare aparțin aparatului Bright Lux (numit în continuare „aparatul”). Manualul de utilizare conține informații importante despre punerea în funcțiune și despre utilizare.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și complet instrucțiunile de utilizare. Acest lucru se aplică în special pentru indicațiile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate cauza leziuni sau deteriorări ale produsului. Instrucțiunile de utilizare se bazează pe standardele și normele aplicabile în Uniunea Europeană și în Regatul Unit. Țineți cont în străinătate de legislația și directivele din țara respectivă. Păstrați instrucțiunile de utilizare în scopul utilizării ulterioare. Dacă înstrăinați produsul unui terț, predați-l întotdeauna împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.

### 2.2 Explicații privind simbolurile

Simbolurile și cuvintele menționate în continuare sunt incluse atât în aceste instrucțiuni de utilizare, cât și pe produs sau pe ambalajul acestuia.

#### **AVERTISMENT!**

Acest simbol/cuvânt de atenționare desemnează un pericol de risc mediu, care dacă nu este evitat poate cauza deces sau leziuni grave.

#### **INDICAȚIE!**

Acest cuvânt de atenționare atrage atenția asupra riscului de pagube materiale.



Acest simbol de atenționare indică informații suplimentare utile referitoare la manipulare și la utilizare.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Declarație de conformitate: Produsele prevăzute cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile comunitare aplicabile în spațiul economic european.



Declarație de conformitate: Produsele marcate cu acest simbol sunt conforme cu toate reglementările aplicabile în Regatul Unit.



Acest simbol indică tensiunea nominală și curentul nominal pentru curentul continuu.



Acest simbol este folosit exclusiv în cazul aparatelor electrocasnice (în spații închise uscate).

**IPX6**

Produsul este protejat împotriva jeturilor puternice de apă.

## 3 Siguranța

RO

### 3.1 Utilizarea conformă cu destinația

Produsul este conceput exclusiv pentru curățarea feței și îmbunătățirea aspectului pielii, folosind tehnologia cu lumină LED, infraroșu și răcire. Acesta este destinat exclusiv uzului privat, nefiind adecvat sectorului comercial.

Folosiți produsul exclusiv conform mențiunilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Orice altă utilizare se consideră neconformă destinației și poate duce la daune materiale sau la vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele sau leziunile rezultate în urma utilizării incorecte sau neconforme destinației.

### 3.2 Indicații de siguranță

#### **AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!**

- Utilizați produsul numai cu cablul USB furnizat.
- Conectați cablul USB al produsului numai la o sursă de alimentare adecvată (sursă de tensiune SELV certificată IEC/EN 60335), care la rândul ei este conectată la o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât să o puteți deconecta rapid de la rețea în cazul unei defecțiuni.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau dacă cablul USB este defect.
- În cazul în care carcasa nu poate fi deschisă, vă rugăm apelați la personal specializat pentru lucrări de reparație. Pentru aceasta, contactați serviciul pentru clienți. Garanția și obligația de asumare a răspunderii devin nule în cazul în care reparațiile sunt efectuate de către client sau dacă aparatul este conectat sau utilizat necorespunzător.
- Pentru reparații folosiți numai piese care corespund specificațiilor originale ale aparatului. Acest produs conține componente electrice și mecanice esențiale pentru protecția împotriva surselor de pericole.



- Nu scufundați cablul USB în apă sau în alte lichide. Păstrați-l departe de apă.
- Înainte de încărcare asigurați-vă că portul de încărcare este uscat.
- Decuplați întotdeauna produsul atunci când nu îl utilizați, când îl curățați sau când există o defecțiune. Deconectați întotdeauna cablul USB atunci când nu încărcați produsul.
- Nu prindeți niciodată cablul USB cu mâinile ude sau umede.
- Este interzisă introducerea obiectelor în carcasă.
- Țineți toate componentele produsului departe de flăcări deschise și de suprafețele fierbinți.
- Așezați cablul USB în așa fel, încât să nu constituie un pericol prin împiedicare.
- Nu trageți de cablul USB pentru a-l scoate din sursa de alimentare, ci prindeți întotdeauna de ștecherul cablului.
- Evitați îndoirea cablului USB și așezarea acestuia pe muchii ascuțite.
- Încărcați produsul numai la temperaturi cuprinse între 0 și 40 °C.
- Folosiți produsul doar în spații interioare.



## **AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!**

- Produsul poate fi utilizat de copii cu vârsta

mai mare de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii.

- Țineți copiii cu vârsta mai mică de 8 ani departe de produs și de cablul USB.
- Produsul nu trebuie utilizat de femeile însărcinate, copii, persoane cu epilepsie, persoane cu afecțiuni tiroidiene, persoane care iau medicamente pentru tiroidă, persoane fotoalergice sau persoane care iau medicamente pentru tratarea unei alergii la lumină.
- Nu folosiți produsul pe pleoape, în orbite, în apropierea zonelor afectate de acnee inflamatorie sau în zonele cu erupții sau răni.
- Produsul nu trebuie să fie utilizat în cazul bolilor de piele, al supurațiilor, al rănilor accidentale și postoperatorii.
- Nu concentrați produsul pe o zonă a pielii în timp ce îl utilizați.
- Consultați medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur că puteți utiliza produsul.
- Dacă vă simțiți inconfortabil, dacă aveți reacții anormale (de exemplu, mâncărimi

sau inflamații neplăcute) sau dacă pielea dumneavoastră se încălzește în mod neplăcut, nu mai utilizați produsul începând din acest moment.

- În cazul unei utilizări necorespunzătoare, din baterie se poate scurge lichid – evitați contactul cu acesta. Lichidul care se scurge din baterii poate provoca iritații sau arsuri.
- În caz de contactului pielii, ochilor sau mucoaselor cu lichidul bateriei, spălați și clătiți imediat zonele afectate cu apă curată. Dacă este necesar, consultați un medic.
- Bateriile nu trebuie să fie demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc.

## **INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!**

- Nu utilizați detergenți pe bază de argilă sau de silicon, detergenți granuloși sau produse de curățare pe bază de argilă sau de silicon cu produsul, deoarece acestea pot deteriora punctele de contact din silicon moale ale produsului.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui sau la căldură extremă.
- Curățați produsul după fiecare utilizare pentru a evita acumularea de reziduuri uleioase și reziduuri de la produsele de curățare a feței.
- Nu mai folosiți produsul dacă piesele de

plastic sunt crăpate, rupte sau deformatate. Pentru înlocuirea pieselor componente deteriorate folosiți piese componente originale.

- Nu utilizați produsul dacă a căzut sau dacă este deteriorat în vreun fel. Dacă este necesar, solicitați verificarea și/sau repararea produsului de către tehnicieni calificați.

## 4 Verificarea produsului și a pachetului de livrare

### INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Dacă la deschiderea ambalajului utilizați cu imprudență un cuțit sau alte obiecte ascuțite, este posibil să deteriorați rapid produsul. Procedați cu deosebită atenție la deschidere.

1. Scoateți produsul din ambalaj.
2. Asigurați-vă că livrarea este completă (vezi **Fig. A**).
3. Asigurați-vă că produsul și piesele componente nu prezintă semne de deteriorare. În asemenea cazuri, folosirea produsului este interzisă. Contactați în acest caz serviciul nostru pentru clienți.

## 5 Încărcarea



- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare și atunci când puterea acumulatorului este scăzută.
- Când bateria este descărcată, produsul va emite 2 bipuri și butonul de curățare va clipi de 10 ori înainte ca produsul să se oprească automat. Încărcați produsul.



- Produsul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
- Dacă produsul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie verificat nivelul bateriei și trebuie încărcat în mod regulat.

1. Conectați capătul mai mic al cablului USB **10** în portul de încărcare **9** al produsului.
2. Conectați capătul mai mare al cablului USB la portul USB al unei surse de alimentare USB adecvate (de exemplu, o sursă de alimentare USB).
3. Conectați sursa de alimentare USB la o priză pentru încărcare. Procesul de încărcare începe automat. Butonul de curățare (**⏻**) **3** clipește alb în timpul încărcării și rămâne aprins când încărcarea este completă.
4. Când încărcarea este completă, deconectați sursa de alimentare USB de la priză și deconectați cablul USB de la portul de încărcare al produsului.

## 6 Curățarea facială



### AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Nu folosiți peria facială mai mult de 2 minute pentru fiecare curățare și nu mai mult de 2 ori pe zi.

#### 6.1 Sfaturi pentru curățarea facială

- Curățați peria facială **1** înainte de a o folosi pentru prima dată, așa cum este descris în capitolul „Curățare”.
- Înainte de a curăța o zonă a feței pentru prima dată, efectuați un test de rezistență a pielii. Începeți procesul de curățare doar dacă nu apar efecte secundare.
- Peria facială are 2 moduri de funcționare: modul cu vibrații și modul pulsator. Modul cu vibrații folosește vibrații constante pentru o curățare delicată în profunzime. În modul pulsator, se generează alternativ vibrații puternice și slabe, care realizează un efect liniștitor, asemănător masajului. Există și 7 setări de viteză pentru fiecare mod.

## 6.2 Pornire/oprire și selectarea modului de funcționare

1. Apăsăți o singură dată butonul de curățare (⏻) 3.  
Peria facială 1 este pornită și se află în modul cu vibrații.  
Butonul de curățare luminează alb în timpul funcționării.
2. Apăsăți butonul de curățare (⏻) a doua oară.  
Aparatul comută în modul pulsator.
3. Apăsăți butonul de curățare (⏻) a treia oară.  
Aparatul se oprește.

## 6.3 Selectați setarea vitezei

- În modul de funcționare selectat (vibrație sau pulsație), apăsați butonul de creștere (+) 2 sau de reducere (-) 4, pentru a selecta o setare de viteză (1-7). Setarea standard este 4.

## 6.4 Pentru utilizare

1. Umeziți-vă fața și peria facială 1 cu apă caldută. Aplicați pe față produsul de curățare a feței (vezi Pasul 1 în Fig. B).
2. Porniți peria facială și selectați modul de vibrație și o setare a vitezei (vezi instrucțiunile din capitolele anterioare).
3. Curățați-vă fața mișcând peria cu mișcări circulare (vezi Pasul 2 în Fig. B).
  - Folosiți bumbii mai mari pentru zonele în care este necesară o curățare precisă (de exemplu, în jurul nasului, ochilor și bărbiei). Folosiți bumbii mai subțiri pentru zonele mai mari (de ex. fruntea, obrații și gâtul). Vă recomandăm să curățați fiecare zonă timp de cel mult 20 de secunde.
  - După pornirea periei faciale, veți auzi un bip la fiecare 30 de secunde, care vă va informa despre timpul scurs. Dispozitivul se oprește automat după 2 minute.  
Rețineți că temporizatorul se resetează întotdeauna la zero dacă schimbați modul de funcționare sau modificați setarea vitezei în timpul procesului de curățare.
  - Dacă doriți să încheiați procesul de curățare mai devreme, apăsați și mențineți apăsat butonul de curățare (⏻) 3 până când peria facială se oprește.
4. Clătiți-vă bine fața și peria facială cu apă și ștergeți-vă cu un prosop curat și uscat (vezi Pasul 3 în Fig. B).
5. Aplicați serul sau crema de zi/noapte pe față.
6. Porniți peria facială și selectați modul de pulsație și o setare a vitezei (vezi instrucțiunile din capitolele anterioare).

7. Masați fața mișcând peria cu mișcări circulare pentru a stimula circulația sângelui și a favoriza absorbția produsului de îngrijire a pielii (vezi Pasul 4 în **Fig. B**).
- Peria facială se oprește automat după 2 minute.
- Dacă doriți să încheiați procesul de curățare mai devreme, apăsați și mențineți apăsat butonul de curățare (⏻) până când peria facială se oprește.
8. Curățați bine peria facială după utilizare (vezi capitolul „Curățare”).

## 7 Lumină LED, infraroșu și modul de răcire

### **AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!**

- Nu utilizați lumina LED + suprafața infraroșie și suprafața de răcire mai mult de 15 minute pentru fiecare procedură cu LED.

#### 7.1 Sfaturi pentru lumina LED, infraroșu și modul de răcire

- Curățați lumina LED + suprafața infraroșie **5** și suprafața de răcire **6** înainte de a le folosi pentru prima dată, așa cum este descris în capitolul „Curățare”.
- Lumina LED + suprafața infraroșie este concepută pentru a reda strălucirea și elasticitatea pielii. Puteți alege și modul de răcire, care reduce aspectul ochilor umflați și vă oferă un aspect mai radiant.
- Pentru a îmbunătăți tenul, puteți alege dintre 5 moduri cu efecte diferite:

Mod	Cel mai potrivit pentru
Lumină LED roșie + infraroșu	Reduce liniile fine și ridurile, stimulează colagenul și îmbunătățește circulația sângelui
Lumină LED albastră + infraroșu	Reduce roșeața și petele legate de acnee, oferă un ten mai neted

Mod	Cel mai potrivit pentru
Lumină LED galbenă + infraroșu	Îmbunătățește echilibrul de umiditate al pielii și calmează pielea uscată și sensibilă
Lumină LED lila + infraroșu	Previne îmbătrânirea pielii și reduce petele, îmbunătățește vitalitatea și strălucirea pielii
Lumină LED roșie + infraroșu + răcire	Reduce aspectul ochilor umflați și oferă un aspect mai strălucitor

## 7.2 Pornire/oprire și selectarea modului cu LED

1. Apăsați o singură dată butonul LED (⏻) **8**.  
Lumina LED + suprafață infraroșie **5** se aprind în **roșu în modul LED**.
2. Apăsați butonul LED (⏻) a doua oară.  
Aparatul comută în **modul LED albastru**.
3. Apăsați butonul LED (⏻) a treia oară.  
Aparatul comută în **modul LED galben**.
4. Apăsați butonul LED (⏻) a patra oară.  
Aparatul comută în **modul LED lila**.
5. Apăsați butonul LED (⏻) a cincea oară.  
Aparatul comută în **LED-ul roșu + modul de răcire**. În acest mod, lumina LED + suprafața infraroșie se aprind în roșu, iar suprafața de răcire **6** se răcește la aproximativ 6 °C. Se aprinde și indicatorul luminos pentru modul de răcire **7**.
6. Apăsați butonul LED (⏻) a șasea oară.  
Aparatul se oprește.

**Sfat:** Puteți selecta direct LED-ul roșu + modul de răcire fără a apăsa butonul LED de mai multe ori. Pentru a face acest lucru, apăsați și mențineți apăsat butonul LED (⏻) în orice mod LED până când LED-ul roșu + modul de răcire este activat.

## 7.3 Pentru utilizare

1. Curățați-vă și ștergeți-vă bine gâtul. Asigurați-vă că nu aveți machiaj și impurități pe piele.
2. Porniți lumina LED + suprafața infraroșie **5** și selectați un mod LED (vezi instrucțiunile din capitolele anterioare).
3. Mișcați lumina LED + suprafața infraroșie pe față cu mișcări circulare.
  - După pornirea luminii LED + suprafața infraroșie, veți auzi un bip la fiecare 30 de secunde, care vă va informa despre timpul



scurs. Dispozitivul se va opri automat după 10 minute (în orice mod LED) sau 2 minute (LED roșu + modul de răcire). Rețineți că temporizatorul se resetează întotdeauna la zero dacă schimbați modurile în timpul procedurii cu LED.

- Dacă doriți să încheiați procedura cu LED mai devreme, apăsați butonul LED (⏻) 8 în mod repetat până când dispozitivul se oprește.
4. Aplicați un ser și/sau cremă de zi/noapte pe față după procedura cu LED.

## 7.4 Planul de aplicare

Dacă utilizați lumina LED + suprafața infraroșie 5 pentru prima dată, urmați programul de aplicare de mai jos:

Prima săptămână	Se utilizează o dată la 3 zile, timp de max. 10 minute de fiecare dată
A doua săptămână	Se utilizează o dată la 2 zile, timp de max. 10 minute de fiecare dată
A treia săptămână	Se utilizează o dată la 2 zile, timp de max. 10–15 minute de fiecare dată
A patra săptămână	Se utilizează în fiecare zi pentru max. 10–15 minute de fiecare dată

Imediat ce se văd rezultatele, ajustați frecvența la o dată sau de două ori pe săptămână.

RO

## 8 Blocarea tastelor

- Apăsați și mențineți apăsată butoanele de creștere (+) 2 și de reducere (–) 4 până când auziți 2 bipuri. Butoanele sunt acum blocate pentru a preveni activarea accidentală în timpul transportului.
- Repetați pasul de mai sus pentru a debloca butoanele.

## 9 Curățarea



### AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

## INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Nu utilizați mijloace de curățat agresive, perii cu peri metalici, precum și obiecte de curățat ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, șpacluri dure sau altele similare.
  - Nu folosiți apă fierbinte pentru curățare.
1. Curățați produsul cu apă călduță și săpun.
  2. După curățare, clătiți bine produsul cu apă și ștergeți-l cu o cârpă uscată.

## 10 Depozitarea

Înainte de depozitare, asigurați-vă că toate piesele s-au uscat complet.

- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Depozitați produsul astfel încât să fie inaccesibil copiilor.

## 11 Identificarea defecțiunilor

Anumite probleme sunt cauzate de defecțiuni minore, care pot fi remediate și de utilizator. În acest scop acționați conform instrucțiunilor menționate în tabelul de jos. Dacă defecțiunea persistă vă rugăm contactați serviciul clienți. Nu reparați singur produsul.

Defecțiune	Posibile cauze și soluții
Produsul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că produsul este încărcat corespunzător.</li><li>• Asigurați-vă că produsul nu este conectat la o sursă de alimentare USB. Produsul nu funcționează în timpul încărcării.</li></ul>
Produsul nu se poate încărca.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că cablul USB <b>10</b> este conectat corect între portul de încărcare <b>9</b> și sursa de alimentare USB.</li></ul>

## 12 Date tehnice

Model:	FAC03
Puterea nominală de intrare:	5 V $\equiv$ 1 A
Tensiunea de funcționare:	3,7 V
Capacitatea acumulatorului:	1500 mAh, 5,55 Wh (Litiu)
Numărul de lumini cu LED:	5
Durata de încărcare:	2–3 ore
Greutate:	197,7 g
Tip de protecție:	IPX6
Dimensiuni (L × l × A):	110,5 × 75 × 44 mm

## 13 Eliminarea

### 13.1 Eliminarea ambalajului



Eliminați selectiv ambalajul. Predați hârtia și cartonul la maculatură, iar foliile într-un centru de reciclare.

### 13.2 Eliminarea produsului

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a materialelor reciclabile)



**Este interzisă aruncarea aparatelor vechi împreună cu deșeurile menajere!**

Dacă ați decis eliminarea produsului, **eliminați-l conform prevederilor legale aplicabile în țara dvs. sau în județul în care locuiți.** Prin aceasta se asigură o eliminare corespunzătoare a aparatelor vechi și se previn efectele negative asupra mediului înconjurător. De aceea, aparatele electrice sunt marcate cu simbolul indicat aici.

## **Bateriile și acumulatorile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!**



În calitate de utilizator final, aveți obligația legală de a returna toate bateriile și acumulatorii – indiferent dacă conțin sau nu substanțe periculoase\* – la un punct de colectare din municipiu/oraș sau la un distribuitor, astfel încât acestea să poată fi eliminate într-un mod ecologic.

Duceți produsul complet (inclusiv acumulatorul) la punctul de colectare și asigurați-vă că acesta este descărcat!

\*marcat cu: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb

## **14 Informații privind garanția**

Conform prevederilor menționate în legile și regulamentele UE, perioada de garanție este de 2 ani. În cazul acestui produs garanția este limitată la lipsurile tehnice, cauzate de greșelile comise pe durata procesului de fabricație. Dacă doriți să vă folosiți de garanția acordată, vă rugăm să respectați instrucțiunile comunicate de serviciul nostru pentru clienți. Este posibil ca serviciul pentru clienți să poată soluționa defecțiunea fără să fie necesară predarea produsului la magazin sau la centrul nostru service. Serviciul nostru pentru clienți este mereu la dispoziția dvs.!

## **15 Serviciul pentru clienți**

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vă rugăm accesați pagina web Silk'n din regiunea dvs.: web [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). În cazul deteriorării aparatului sau în cazul apariției unei defecțiuni, pentru lucrările de reparații sau serviciul de asistență vă rugăm să vă adresați centrului de service Silk'n din apropierea dvs. Acest manual de utilizare poate fi descărcat și în format PDF de pe pagina web [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Nr. de service: +31 (0) 180-330550

E-mail: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



2306\_001\_MULTI



# Silk'n®

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam  
The Netherlands

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) • [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Silk'n UK Ltd.  
2nd Floor, De Burgh House  
Market Road, Wickford,  
Essex, SS12 0FD  
United Kingdom



© 2023 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.