

# Silk'n™

Beautiful Technology


## FaceTite

H2111 / H2112

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- EN USER MANUAL
- FR MODE D'EMPLOI
- BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SL PRIROČNIK ZA UPORABNIKA
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# Silk'n FaceTite



# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Warnungen &amp; Gegenanzeigen</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Zeichenerklärung</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Sicherheitsfunktionen</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Bedientasten &amp; Einstellungen</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Lernen Sie Ihren Silk'n FaceTite kennen</b> .....	<b>9</b>
5.1 Packungsinhalt .....	9
5.2 Geräteteile .....	9
5.3 Gerätebeschreibung .....	9
5.4 Anwendungszweck.....	10
5.5 Bedienungsanleitung lesen & aufbewahren .....	10
<b>6. Silk'n FaceTite Behandlungen</b> .....	<b>11</b>
6.1 Behandlungsbereiche .....	11
6.2 Behandlungsplan .....	12
<b>7. Lernen Sie Ihr Silk'n FaceTite kennen</b> .....	<b>13</b>
<b>8. Legen Sie los!</b> .....	<b>14</b>
8.1 Vor dem ersten Gebrauch .....	14
8.2 Behandlungsschritte .....	14
<b>9. Reinigung &amp; Wartung</b> .....	<b>16</b>
<b>10. Aufbewahrung</b> .....	<b>16</b>
<b>11. Fehlerbehebung</b> .....	<b>17</b>
<b>12. Verbrauchsmaterialien</b> .....	<b>17</b>
<b>13. Kundenservice</b> .....	<b>18</b>
<b>14. Garantie</b> .....	<b>18</b>
<b>15. Entsorgung</b> .....	<b>18</b>
<b>16. Spezifikationen</b> .....	<b>19</b>
<b>17. Rechtlicher Hinweis</b> .....	<b>20</b>

## 1. Warnungen & Gegenanzeigen

---



Eine Erklärung oder ein Ereignis, das auf eine mögliche oder drohende Gefahr, ein Problem oder eine andere unangenehme Situation bei der Verwendung des Geräts hinweist.



### **Elektrizität und Sicherheitswarnungen**

- ⦿ Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren oder versiegelte Bereiche des Geräts zu öffnen. Sie könnten sich der Gefahr durch Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt Ihre Garantie.
- ⦿ Verwenden oder bewahren Sie das Gerät oder den Adapter nicht an Orten auf, an denen diese in die Badewanne, das Waschbecken oder ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen oder gezogen werden könnten. Das Gerät und der Adapter sind nicht wasserdicht.
- ⦿ Sollte das Gerät oder der Adapter ins Wasser fallen, versuchen Sie nicht danach zu greifen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie die Teile aus dem Wasser nehmen. Wenn Sie den Netzstecker des Geräts und/oder des Adapters nicht ziehen,

kann ein Stromschlag die Folge sein!

- Verwenden Sie den Adapter niemals, wenn das Anschlusskabel oder der Netzstecker beschädigt sind, nicht richtig funktionieren oder in Wasser getaucht wurden. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Adapter.
- Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Adapter verwendet werden.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung stammen, das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder wenn Sie Rauch sehen oder riechen. Verwenden Sie in diesen Fällen das Gerät nicht weiter und nehmen Sie Kontakt zum Kundenservice auf.
- Das Gerät oder Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen dieses Gerät nicht reinigen oder warten.
- Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich mit dem Verpackungsmaterial verletzen oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

- ⦿ Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Entsorgen Sie dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) gemäß den gesetzlichen Vorschriften an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte.



## **Gegenanzeigen**

Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät einschließlich der Geräteteile nicht verwenden: Kinder unter 18 Jahren, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im sicheren Umgang mit dem Gerät verfügen und Personen, die nicht verstehen, welche Gefahren mit der Nutzung des Geräts verbunden sind.

### **Nicht verwenden, wenn:**

- ⦿ Sie einen Herzschrittmacher, internen Defibrillator oder ein anderes elektrisches Implantat in Ihrem Körper tragen.
- ⦿ Sie an unzureichend kontrollierten Hormonstörungen wie Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen leiden.

- Sie an krankhaften Hautzuständen durch Diabetes, systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen leiden.
- Sie aktuell oder in der Vergangenheit Krebs hatten oder an einer Vorstufe eines bösartigen Muttermals leiden.
- Sie am Behandlungsbereich innerhalb der letzten 3 Monate vor Beginn der Behandlung eine Operation hatten.
- Sie an Epilepsie leiden.
- Sie eine Erkrankung haben, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.
- Sie schwanger sind oder stillen.

### **Keine Behandlung der Hautflächen bei:**

- dauerhaften Implantaten wie Metallplatten oder Schrauben, Silikonimplantaten oder Bereichen mit injizierten Füllungen oder Toxinen.
- aktiven Hautausschlägen, Schuppenflechte, Läsionen, offenen Wunden, offenen Infektionen (Fieberbläschen) und krankhaften Hautzuständen durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes).

- verletzter Haut.
- Sie kürzlich ein Sonnenbad ohne Schutz (1 Tag warten) genossen haben oder auf sonnengebräunter Haut (3 Tage warten.)






DE

## **Nehmen Sie in folgenden Fällen Kontakt zu Ihrem Arzt auf:**

- Couperose oder Rosazea.
- Vorgeschichte mit Krankheiten, die durch Wärme stimuliert wurden, wie rezidiver Herpes Simplex im Behandlungsbereich. Sofern dies der Fall ist, dürfen Sie das Gerät nur nach Durchführung einer entsprechenden prophylaktischen Behandlung anwenden.
- Durchführung einer Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten drei Monaten oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.
- Einnahme von Steroiden innerhalb der letzten 3 Monate vor Beginn der Behandlung.
- Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten sechs Monaten.
- Sonstige Erkrankung, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes bzw. Hautarztes unsicher machen würde.




## 2. Zeichenerklärung

	Wichtige Informationen zur Nutzung oder Wartung des Geräts.
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
	Klasse II. Der Adapter ist durch eine doppelte Isolierung vor Stromschlag geschützt.
IP32	Das Gerät ist gegen das Eindringen von Gegenständen, wie beispielsweise Finger und Wassertropfen, geschützt.
	Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern.
	Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht der WEEE-Richtlinie.



## 3. Sicherheitsfunktionen

Silk'n FaceTite schützt Ihre Haut vor Überhitzung und verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

- **Wärmesensor und Wärmestabilisator:** Messen die Temperatur der Haut, stabilisieren die Wärmeenergie und beugen Überhitzung vor. Sobald die Temperatur der Haut 42°C - 43°C erreicht, stellt der Stabilisator automatisch die Ausgabe von Wärme ein und zwar so lange, bis die Haut eine Temperatur erreicht, in welcher die Ausstrahlung von Wärme wieder sicher ist.

-  **Bewegungssensor:** Silk'n FaceTite gibt nur RF-Energie aus, wenn Sie das Gerät über den Behandlungsbereich bewegen. Wenn Sie das Gerät zu lange auf einer Seite des Gesichts verwenden, unterbricht das Gerät automatisch die Wärmeausgabe. Dies ist ein sicheres Gerät.

## 4. Bedientasten & Einstellungen

Taste	Aktion	Funktion / Modus
N/V	Das Gerät wird mit dem <b>Adapter</b> (#6) an die Stromversorgung angeschlossen.	Standby-Modus  Alle 5 <b>Anzeigen der Energiestufe</b> (#3) leuchten nacheinander.
Kontrolltaste (#4)  	1 x drücken	Energiestufe 1 - 1 Leuchte an
	2 x drücken	Energiestufe 2 - 2 Leuchten an
	3 x drücken	Energiestufe 3 - 3 Leuchten an
	4 x drücken	Energiestufe 4 - 4 Leuchten an
	5 x drücken	Energiestufe 5 - 5 Leuchten an
	6 x drücken	Wechselt zurück auf Stufe 1
	Lange drücken	Wechselt zurück in den Standby-Modus
Anzeige der Energiestufe (#3)  	Leuchtet automatisch, um die ausgewählte Energiestufe anzuzeigen.	Für jede Energiestufe gibt es eine Leuchte. Stufe 1 ist die niedrigste Energiestufe und 5 ist die höchste.

## 5. Lernen Sie Ihren Silk'n FaceTite kennen

---

### 5.1 Packungsinhalt

- Silk'n FaceTite Gerät
- Adapter
- Silk'n Slider Gel
- Aufbewahrungsbox
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

### 5.2 Geräteteile

Das Gerät verfügt über eine **Behandlungsfläche** (#1), **Elektroden** (#2), eine **Kontrolltaste** (#4) mit umliegenden **Energiestufe-Anzeigeleuchten** (#3).

Sehen Sie sich die Abbildung auf Seite (i) auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

- Behandlungsfläche (#1)
- 3 Elektroden (#2)
- 5 Anzeigen der Energiestufe (#3)
- Kontrolltaste (#4)
- Gerätesockel (#5)
- Adapter mit Kabel (#6)

### 5.3 Gerätebeschreibung

Silk'n FaceTite ist ein Gerät für die Anti-Aging-Gesichtsbehandlung mit HT™-Technologie. Diese Technologie kombiniert drei Energiearten: Infrarotwärme-Energie (IR), die auf die obere Hautschicht wirkt und für eine verbesserte Hautbeschaffenheit sorgt, LED-Licht-Energie, die in die Dermis eindringt und dort für eine Verjüngung und Kollagenerneuerung sorgt und die Bipolare Funkfrequenz (RF), die tief in die Unterhaut eindringt und dort eine Straffung der Haut mit einhergehender Reduzierung der Falten bewirkt.

## 5.4 Anwendungszweck

Silk'n FaceTite wurde für eine Verbesserung der Hautbeschaffenheit, Hautstraffung, Kollagenerneuerung und Faltenreduzierung entworfen.

DE

Das Gerät ist zur selbständigen Anwendung bestimmt. Es ist für die private Anwendung zu Hause und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet. Das Gerät nur laut Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung verwenden. Jede andere Nutzung wird als ungeeignet betrachtet und kann zu Schäden an Eigentum oder Personen führen.

Der Hersteller oder die Händler können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die auf eine unsachgemäße oder falsche Verwendung zurückzuführen sind. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 5.5 Bedienungsanleitung lesen & aufbewahren


Diese Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung auf. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Gebrauchsanweisung vertraut zu machen.

## 6. Silk'n FaceTite Behandlungen

### 6.1 Behandlungsbereiche

Es gibt 6 Behandlungsbereiche im Gesicht und am Hals.




Behandlungsbereich	Zweck
Stirn, jedoch die Augenbrauen ausschließend	Straffung der Haut
Linke Wange, einschließlich des Bereichs neben und unter dem Auge	Behandlung von feinen Linien und Volumenaufbau
Rechte Wange, einschließlich des Bereichs neben und unter dem Auge	
Oberlippe, einschließlich der Nasolabialfalte	Straffung und Behandlung von Falten
Kinn, einschließlich Kieferpartie	Straffung und V-Formung
Hals	Hautglättung

## 6.2 Behandlungsplan


Behandeln Sie jeden Bereich separat für 15 Minuten. Sie können in einer Sitzung so viele Bereiche behandeln wie Sie möchten.

Für maximale Wirksamkeit empfehlen wir:

- Stellen Sie sicher, dass während der Behandlung jederzeit genügend Gel auf der **Behandlungsfläche** (#1) vorhanden ist.
- Lassen Sie das Gerät nie auf einem Hautbereich. Bewegen Sie das Gerät ständig, um den gesamten Behandlungsbereich zu erfassen. So wird einer Überhitzung des Behandlungsbereichs vorgebeugt und das Risiko von Nebenwirkungen minimiert.
- Stellen Sie sicher, dass die 3 **Elektroden** (#2) jederzeit vollständigen Kontakt zur Haut haben.
- Wenn sich die ausgewählte Energiestufe unangenehm anfühlt, reduzieren Sie die Energie auf eine für Sie angenehme Stufe.
- Ändern Sie die Energiestufen nur, wenn die **Behandlungsfläche** (#1) **nicht** in Kontakt mit der Haut ist.
- Behandeln Sie jeden Bereich für mindestens 10 Minuten mit Energiestufe 5.



- Führen Sie 10 Wochen lang 2 Mal wöchentlich eine Sitzung durch. Nach 5 Wochen / 10 Behandlungen erhalten Sie erste sichtbare Ergebnisse.



- Danach behandeln Sie die Bereiche alle 2 Wochen, um die Ergebnisse zu erhalten.

## 7. Lernen Sie Ihr Silk'n FaceTite kennen

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und alle Sicherheitshinweise beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, zu verstehen und zu akzeptieren.

- Unverhältnismäßige Schwellungen und Rötungen sind seltene Reaktionen auf die Behandlung. Diese Beschwerden verschwinden in den meisten Fällen nach einigen Tagen. Sofern dies auftritt, verwenden Sie umgehend ein feuchtes, kühles Tuch, um den Bereich mindestens 10 Minuten lang zu kühlen und tragen Sie eine Verbrennungssalbe auf den Bereich auf.
- In seltenen Fällen kann es sein, dass die Durchblutung der Blutgefäße angeregt wird. Deshalb kann für einige Tage eine vorübergehende Rötung entstehen. Außerdem könnten einige Kapillaren auch rote Flecken zeigen, die im Laufe der Zeit verschwinden. Sofern dieses Symptom auftritt, empfehlen wir Ihnen, den Bereich umgehend mit kaltem Wasser zu kühlen.

- i** Kontaktieren Sie bei anhaltenden Beschwerden, einschließlich Schmerzen, Rötung der Haut, Schwellung oder Verbrennungsgefühl, Ihren Arzt.

## 8. Legen Sie los!

---

### 8.1 Vor dem ersten Gebrauch

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind.
- Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie umgehend den Kundenservice.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von den Elektroden.

### 8.2 Behandlungsschritte

1. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der **Behandlungsfläche** (#1).
3. Stecken Sie das Kabel des **Adapters** (#6) in den **Geräte-sockel** (#5). Schließen Sie den **Adapter** (#6) anschließend an die Stromversorgung an. Alle 5 **Anzeigen der Energiestufe** (#3) leuchten durchgehend nacheinander. Das Gerät ist jetzt im Standby-Modus.
4. Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, muss Ihre Haut sauber und trocken sein und jeglicher Schmuck entfernt werden.
5. Drücken Sie die **Kontrolltaste** (#4). Das Gerät startet automatisch auf Energiestufe 1 und nur eine **Energiestufenanzeige leuchtet** (#3).
6. Geben Sie eine kleine Menge Silk'n Slider Gel auf die **Behandlungsfläche** (#1).





Das Silk'n Slider Gel (oder ein anderes, klares Gel auf Wasserbasis) ermöglicht eine reibungslose Bewegung der **Behandlungsfläche** (#1) über die Haut und fördert die Leitfähigkeit. **Um eine sichere und effiziente Behandlung zu ermöglichen, sollte jede Behandlung mit dem Auftragen des Silk'n Slider Gels beginnen. Tragen Sie bei Bedarf mehr Gel auf.**

DE

7. Platzieren Sie das Gerät mit Energiestufe 1 auf dem gewünschten Behandlungsbereich und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständigen Kontakt zur Haut hat. Sie werden eine sanfte Wärme fühlen.
8. Bewegen Sie das Gerät sanft mit linearen Massagebewegungen über den gewünschten Behandlungsbereich. Gehen Sie langsam und sorgfältig vor. Bewegen Sie das Gerät ständig und stellen Sie sicher, dass die 3 **Elektroden** (#2) während der Behandlung stets guten Kontakt zur Haut haben.
9. Erhöhen Sie die Energiestufe stufenweise durch Drücken auf die **Kontrolltaste** (#4). Die höchste Energiestufe bringt die besten Ergebnisse. Es ist jedoch wichtig, stets die für Sie angenehmste Energiestufe zu wählen.
10. Behandeln Sie den Bereich insgesamt für 15 Minuten, wobei das Gerät ständig in Bewegung ist. Wenn Sie die Energiestufe anheben, fühlen Sie wie die Temperatur der Haut steigt. Während der Behandlung kann die Haut leicht rot werden. Keine Sorge, das ist normal.



Bei jeglichen Beschwerden die Behandlung sofort unterbrechen.

11. Nach der Behandlung die **Kontrolltaste** (#4) lange drücken, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.

12. Entfernen Sie eventuell vorhandenes Silk'n Slider Gel von der Haut und spülen Sie den behandelten Bereich mit lauwarmem Wasser ab. Die Haut mit einem Handtuch abtrocknen und Gesichtscreme auftragen, um die Haut geschmeidig zu machen und mit Feuchtigkeit zu versorgen.

## 9. Reinigung & Wartung

---

Silk'n FaceTite nach jeder Behandlung reinigen.



Tauchen Sie Ihr Gerät oder einzelne Geräteteile niemals in Wasser.

- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie Saugpapier (wie Toilettenpapier oder Küchenrolle), um Gelreste von der **Behandlungsfläche** (#1) zu entfernen. Achten Sie darauf alle Gelreste sorgfältig zu entfernen, damit das Gel nicht antrocknet oder das Gerät beschädigt wird.
- Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch zum Reinigen des Geräts und der **Behandlungsfläche** (#1). Sie können Reinigungsflüssigkeiten mit bis zu 70%-igem Alkohol verwenden. Verwenden Sie jedoch niemals Aceton oder Scheuermilch. Diese beschädigen Ihr Gerät.
- Trocknen Sie abschließend das Gerät und die **Behandlungsfläche** (#1) mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

## 10. Aufbewahrung

---

Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Aufbewahrungsbox zu lagern. Vor der Lagerung muss das Gerät vollständig trocken sein.

## 11. Fehlerbehebung

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Hierdurch können elektrische Bauteile freigelegt werden, die eine Gefahr darstellen, und Sie schwer verletzen können. Dadurch erlischt die Garantie.

Problem	Überprüfungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Vergewissern Sie sich, dass der <b>Adapter</b> (#6) korrekt im Gerätesockel steckt und Sie die <b>Kontrolltaste</b> (#4) gedrückt haben.
Ich fühle keine Wärme am Gerät, obwohl ich die <b>Kontrolltaste</b> (#4) gedrückt habe.	Es wird nur Wärme ausgegeben, wenn die <b>Behandlungsfläche</b> (#1) vollständigen Kontakt zur Haut hat und vor und während der Behandlung genügend Gel aufgetragen wurde. Dies ist eine Sicherheitsfunktion. Das Auftragen von Gel ist unerlässlich, damit das Gerät funktioniert.
Eine oder mehrere Leuchten blinken.	Das Gerät hat nicht richtig funktioniert. Trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung und starten Sie erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundenservice.
Das Gerät funktioniert nicht mehr und ist im Standby-Modus.	Betätigen Sie die <b>Kontrolltaste</b> (#4) erneut, um das Gerät neu zu starten.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Kundenservice.

## 12. Verbrauchsmaterialien

Sie können weiteres Silk'n Slider Gel von unserer Website [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) kaufen.

## 13. Kundenservice

---

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter. Kontaktieren Sie den Kundenservice um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten. Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Frankreich	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Deutschland	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservicede@silkn.eu">kundenservicede@silkn.eu</a>
Italien		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Niederlande	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Spanien	900 823 302	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
GB	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.eu">info@silkn.eu</a>

## 14. Garantie

---

Vollständige Informationen finden Sie im separaten Garantieheft des Produkts.

## 15. Entsorgung

---

**Verpackung:** Entsorgen Sie die Verpackung getrennt nach Materialart. Entsorgen Sie Kartonagen und Karton als Altpapier und Folie am entsprechenden Sammelpunkt für recycelbare Materialien.

**Gerät:** Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Gerät professionell recycelt wird und einer Verunreinigung der Umwelt durch schädliche Substanzen\* vorgebeugt.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

\* Produkte, die mit Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei gekennzeichnet sind.

## 16. Spezifikationen

Modell	H2111 / H2112	
Technologie	Home Tightening™ (HT™)	
Rotlicht-Wellenlänge	620nm±20nm	
Wellenlänge IR	850nm±20nm	
Funkfrequenz	1MHz ±30%; 12W max	
Betrieb und Sicherheit	Wärmestabilisator beugt einer Überhitzung der Haut vor	
Systemgewicht	125g	
Temperatur	Betrieb	10 bis 35°C
	Aufbewahrung	-40 bis +70°C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75 %rH
	Aufbewahrung	10 bis 90 %rH
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060hPa
	Aufbewahrung	500 bis 1060hPa
Adaptermodell	KSA24A1200150HE	
- Eingang	100-240V; 50-60Hz; 0,5A	
- Ausgang	12Vdc; 1,5A	

## 17. Rechtlicher Hinweis

---

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten. Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

# Table of contents

<b>1. Warnings &amp; contraindications.....</b>	<b>22</b>
<b>2. Signs &amp; symbols .....</b>	<b>26</b>
<b>3. Safety features .....</b>	<b>27</b>
<b>4. Device controls &amp; settings.....</b>	<b>27</b>
<b>5. Get to know Silk'n FaceTite .....</b>	<b>28</b>
5.1 Package contents.....	28
5.2 Device parts.....	28
5.3 Device description .....	29
5.4 Intended use.....	29
5.5 Reading & storing the user manual.....	29
<b>6. Silk'n FaceTite treatments .....</b>	<b>30</b>
6.1 Treatment areas.....	30
6.2 Treatment plan.....	31
<b>7. What to expect with Silk'n FaceTite .....</b>	<b>32</b>
<b>8. Get started!.....</b>	<b>33</b>
8.1 Before first use.....	33
8.2 Treatment steps .....	33
<b>9. Cleaning &amp; maintenance .....</b>	<b>35</b>
<b>10. Storage.....</b>	<b>35</b>
<b>11. Troubleshooting .....</b>	<b>35</b>
<b>12. Consumables .....</b>	<b>36</b>
<b>13. Customer service.....</b>	<b>36</b>
<b>14. Warranty .....</b>	<b>37</b>
<b>15. Disposal .....</b>	<b>37</b>
<b>16. Specifications .....</b>	<b>38</b>
<b>17. Legal notice .....</b>	<b>39</b>

## 1. Warnings & contraindications

---



A statement or event that indicates a possible or impending danger, problem, or other unpleasant situation when using the device.



### **Electricity & safety warnings**

- Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to repair or open sealed parts of your device. You may expose yourself to dangerous components and cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.
- Do not place the device or adapter where it can fall or be pulled into a tub, sink, water, or any other liquid. The device and adapter are not waterproof.
- Do not reach for the device or adapter if they have fallen into water. Unplug immediately before retrieving either of them. Failure to unplug the device and/or the adapter may result in an electric shock!
- Never use the adapter if it has a damaged cable or plug, it isn't working properly, or has been submerged in water. If that happens, unplug the adapter immediately.



- ⦿ The device is only to be used with the adapter provided.
- ⦿ Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if the device is damaged in any way, does not appear to be working properly, or if you see or smell smoke. In such cases, stop using the device, and contact customer service.
- ⦿ Do not clean the device or any of its parts in the dishwasher.
- ⦿ Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- ⦿ Children must not play with the packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- ⦿ Do not dispose of the device with household waste! The law requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.



## Contraindications

This device including all its parts must not be used by the following people: children below the age of 18, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, those lacking experience or knowledge in how to use the device in a safe way, or those who do not understand the hazards involved.

### Do not use if you:

- have a pacemaker, internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- have poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- have abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.
- have a current history or condition of cancer, or pre-malignant moles.
- have had any surgery in the treated area within 3 months prior to treatment.
- suffer from epilepsy.

- have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, or lupus, etc.
- are pregnant or nursing.

### **Do not treat areas that have:**






- a permanent implant such as metal plates and screws, silicone implants, or areas with injected fills or toxins.
- active eczema, psoriasis, lesions, open wounds, open infections (cold sores) or abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- traumatized or injured skin.
- had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day); for tanned or sunburnt skin, wait 3 days.

### **Consult your physician if you have:**

- couperose or rosacea.
- a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent herpes simplex in the treatment area. If so, you may treat only following a prophylactic regime.

- ⦿ received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- ⦿ used steroids within 3 months prior to treatment.
- ⦿ used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- ⦿ any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.

## 2. Signs & symbols


	Important information about using or maintaining the device.
	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
	Class II. The adapter is protected against electric shock by means of double insulation.
IP32	The device is protected against the ingress of objects such as fingers, and against drops of water.
	Do not use the device in the vicinity of bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.


### 3. Safety features

Silk'n FaceTite protects your skin from overheating and has these safety features:

- **Thermal sensor and heat stabilizer:** These measure the skin temperature, stabilize the heat energy and prevent overheating. When the skin temperature reaches 42°C - 43°C, the stabilizer will automatically stop emitting heat, until the skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.
- **Movement sensor:** Silk'n FaceTite will only emit RF heat when you are moving the device across your skin. If you keep the device on one part of your face for too long, the device will stop emitting heat automatically. This is a safety device.

### 4. Device controls & settings

Button	Action	Function / Mode
N/A	The device is connected to the electricity supply via the <b>adapter</b> (#6).	Standby mode  All 5 <b>energy level indicator lights</b> (#3) cycle continuously.
Control button (#4)  	Press x 1	Energy level 1 - 1 light on
	Press x 2	Energy level 2 - 2 lights on
	Press x 3	Energy level 3 - 3 lights on
	Press x 4	Energy level 4 - 4 lights on
	Press x 5	Energy level 5 - 5 lights on
	Press x 6	Goes back to level 1
	Long press	Goes back to standby mode

Button	Action	Function / Mode
Energy level indicator lights (#3) 	Automatically lit to show the energy level selected.	There is one light for each energy level. Level 1 is the lowest energy level, and level 5 is the highest.

## 5. Get to know Silk'n FaceTite

### 5.1 Package contents

- Silk'n FaceTite device
- Adapter
- Silk'n Slider Gel
- Storage case
- User manual
- Warranty card

### 5.2 Device parts

The device has a **treatment surface** (#1), **electrodes** (#2), and a **control button** (#4) with surrounding **energy level indicator lights** (#3).

Refer to the illustration on page (i) at the front of this manual to see the location of each feature.

- Treatment surface (#1)
- 3 Electrodes (#2)
- 5 Energy level indicator lights (#3)
- Control button (#4)
- Device socket (#5)
- Adapter with cable (#6)

### 5.3 Device description

Silk'n FaceTite is an anti-aging face treatment device which utilizes HT™ technology. This technology combines three kinds of energy: Infrared (IR) Heat Energy that affects the upper layer of skin for improved skin texture, LED Light Energy that reaches into the dermis for rejuvenation and collagen restoration, and Bi-Polar Radio Frequency (RF) Energy that penetrates deep into the sub-dermal fat for deep tissue tightening and wrinkle reduction.

### 5.4 Intended use

Silk'n FaceTite is intended for improving skin texture, tightening the skin, restoring collagen, and reducing wrinkles.

The device is for self-treatment only. It is intended for private household use and is not suitable for commercial purposes. Only use the device as described in this user manual. Any other use is considered improper, and may result in damage to property or persons.

The manufacturer or vendor cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use. For additional information see our website [www.silk'n.eu](http://www.silk'n.eu).

### 5.5 Reading & storing the user manual

This user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.


Before first use, please read this user manual in full, and keep it for future use. We recommend you refamiliarise yourself with the instructions before each treatment.

## 6. Silk'n FaceTite treatments

---

### 6.1 Treatment areas

There are 6 treatment areas for the face and neck.



Treatment Area	Purpose
Forehead, excluding the eye brows	Tightening the skin
Left cheek, including the area next to and below the eye	Treating fine lines and building volume
Right cheek, including the area next to and below the eye	
Upper lip, including the nasolabial fold	Tightening and eliminating wrinkles
Chin, including the jawline	Tightening and V-Shaping
Neck	Smoothing the skin




## 6.2 Treatment plan

Treat each area separately for 15 minutes. You can treat as many areas as you like in one session.

For maximum effectiveness, we recommend the following:

- Make sure you have enough gel on the **treatment surface** (#1) at all times during the treatment.
- Do not leave the device on one spot of skin. Keep moving the device covering the entire treatment area. This will prevent overheating of the treatment area, and reduce the possibility of any adverse effect.
- Make sure the 3 **electrodes** (#2) are always in full contact with the skin.
- If the energy level feels uncomfortable, reduce it to a level that is comfortable for you.
- Only change energy levels when the **treatment surface** (#1) is **not** in contact with the skin.
- Treat each area for at least 10 minutes at energy level 5.



- Use the device for 2 sessions a week for 10 weeks. You will begin to see visible results after 5 weeks / 10 treatments.



- Treat once every 2 weeks after that, to maintain results.

## 7. What to expect with Silk'n FaceTite

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However, every cosmetic treatment, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

- Excessive edema (swelling) and erythema (redness) are rare reactions to the treatment that, in most cases, subside within a few days. In case these signs appear, immediately use a damp cool cloth to cool the area for at least 10 minutes and apply an anti-burn cream.
- In rare cases the user may experience dilation of the superficial blood capillaries. This may result in a temporary redness for a few days. Also, some of the capillaries may present red spots that will also reduce with time. If these signs appear, we recommend that you cool the area with chilled water immediately.
- ❗ Consult your physician if you experience any persistent symptoms including pain, skin redness, swelling or a burning sensation.

## 8. Get started!

---

### 8.1 Before first use

- Take the device out of the packaging, and check that all parts are included.
- If any items are missing or appear to be damaged, contact customer service.
- Before first use, remove the protective film that covers the electrodes.

### 8.2 Treatment steps

1. Remove the device and the other components from the box.
2. Remove the protective film from the **treatment surface** (#1).
3. Plug the cable of the **adapter** (#6) into the **device socket** (#5). Then connect the **adapter** (#6) into the electricity supply. All 5 **energy level indicator lights** (#3) will cycle continuously. The device is now in standby mode.
4. Before you start, make sure that your skin is clean and dry, and that you have removed all jewellery.
5. Press the **control button** (#4). The device starts at energy level 1 automatically, and one **energy level indicator light** (#3) will be on.
6. Apply a small amount of Silk'n Slider Gel to the **treatment surface** (#1).



Silk'n Slider Gel (or any other water-based clear gel) facilitates smooth movement of the **treatment surface** (#1) over the skin, and enables conductivity. **To ensure safe and efficient treatment, always start by applying Silk'n Slider Gel and apply more gel if needed.**

- EN
- Using energy level 1, place the device on the area you want to treat and make sure that it is in full contact with the skin. You will feel a mild sensation of warmth.
  - Move the device gently in linear massage-like motions across the area you wish to treat. Progress slowly and carefully. Keep moving the device ensuring that the 3 **electrodes** (#2) stay in good contact with the skin as you treat the area.
  - Increase the energy level gradually, by pressing the **control button** (#4). Using the highest energy level will get the best results, but it's important that you set the energy level that is most comfortable for you.
  - With the device constantly in motion, treat the area for at least 15 minutes in total. You will feel the skin temperature increase as you increase the energy level. During the treatment, your skin will get a little red. Don't worry; this is normal.



Stop immediately if you feel any discomfort.

- After your treatment, long press the **control button** (#4) to put the device into standby mode.
- Remove any residual Silk'n Slider Gel from the skin, then rinse the skin with lukewarm water. Dry the skin with a towel, and apply a facial cream to sooth and moisturize it.

## 9. Cleaning & maintenance

---

Clean Silk'n FaceTite after each treatment.



Never immerse the device or any of its parts in water!

- Put the device in standby mode, then unplug it.
- Use absorbent paper (such as toilet paper or wipes) to remove the gel residue off the **treatment surface** (#1). Make sure you remove all gel residue to prevent the gel from solidifying or damaging the device.
- Use a clean damp cloth to clean the device and the **treatment surface** (#1). You may use cleaning fluids with up to 70% alcohol, but never use acetone or other abrasive liquids, because they will damage your device.
- Finally, wipe the device and the **treatment surface** (#1) dry with a clean dry cloth.

## 10. Storage

---

After cleaning we recommend you keep the device in the storage case. Make sure that the device is completely dry before storage.

## 11. Troubleshooting

---

Do not attempt to open or repair your device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
The device does not start.	Make sure the <b>adapter</b> (#6) is properly connected to the device, that it is plugged into the electricity supply, and that you have pressed the <b>control button</b> (#4).
I can't feel any heat from the device even though I pressed the <b>control button</b> (#4).	Heat will only be emitted if the <b>treatment surface</b> (#1) is in full contact with the skin, and you have applied sufficient gel before and during your treatment. This is a safety feature. Gel is essential for the device to work.
One or more lights blink continuously.	The device has malfunctioned. Unplug the device and restart. If the problem continues, contact customer service.
The device has stopped working and is in standby mode.	Press the <b>control button</b> (#4) again to restart the device.

For problems or queries, please contact customer service.

## 12. Consumables

---

You can purchase more Silk'n Slider Gel from our website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 13. Customer service

---

For more information see our website [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

## 14. Warranty

---

Please refer to the separate Product Warranty booklet for complete information.

## 15. Disposal

---

**Packaging:** Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.

**Device:** Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This ensures that the device is recycled professionally, and prevents the release of harmful substances\* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

\* Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

## 16. Specifications

Model		H2111 / H2112
Technology		Home Tightening™ (HT™)
Wavelength red light		620nm±20nm
Wavelength IR		850nm±20nm
Radio frequency		1MHz ±30%; 12W max
Operation and safety		Heat stabilizer to prevent skin overheating
System weight		125g
Temperature	Operating	10 to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa
Adapter model		KSA24A1200150HE
- Input		100-240V; 50-60Hz; 0.5A
- Output		12Vdc; 1.5A



## 17. Legal notice

---

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

# Table des matières

<b>1. Mises en garde et contre-indications .....</b>	<b>41</b>
<b>2. Signes et symboles .....</b>	<b>46</b>
<b>3. Dispositifs de sécurité .....</b>	<b>46</b>
<b>4. Paramètres et commandes de l'appareil.....</b>	<b>47</b>
<b>5. En savoir plus sur votre Silk'n FaceTite .....</b>	<b>48</b>
5.1 Contenu du paquet.....	48
5.2 Composants de l'appareil .....	48
5.3 Description de l'appareil.....	48
5.4 Usage prévu .....	49
5.5 Lecture et conservation du mode d'emploi .....	49
<b>6. Silk'n FaceTite séances.....</b>	<b>50</b>
6.1 Zones de traitement.....	50
6.2 Protocole d'utilisation.....	51
<b>7. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n FaceTite .....</b>	<b>52</b>
<b>8. Lancez-vous !.....</b>	<b>53</b>
8.1 Avant la première utilisation .....	53
8.2 Les étapes de la séance.....	53
<b>9. Nettoyage et entretien .....</b>	<b>55</b>
<b>10. Stockage .....</b>	<b>56</b>
<b>11. Dépannage .....</b>	<b>56</b>
<b>12. Consommables.....</b>	<b>57</b>
<b>13. Service à la clientèle .....</b>	<b>57</b>
<b>14. Garantie .....</b>	<b>57</b>
<b>15. Élimination .....</b>	<b>58</b>
<b>16. Caractéristiques techniques .....</b>	<b>58</b>
<b>17. Mentions légales.....</b>	<b>59</b>

## 1. Mises en garde et contre-indications

---



Déclaration ou événement indiquant un danger, un problème ou toute autre situation néfaste, potentiels ou imminents, lors de l'utilisation de l'appareil.



### **Mises en garde concernant l'électricité et la sécurité**

- Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. Ne tentez pas de réparer ou d'ouvrir les éléments scellés de l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.
- Ne pas poser l'appareil ou l'adaptateur dans un endroit où il risque de tomber ou d'être précipité dans une baignoire, un lavabo, dans de l'eau ou tout autre liquide. L'appareil et l'adaptateur ne sont pas résistants à l'eau.
- Ne pas toucher l'appareil ou l'adaptateur s'ils sont tombés dans l'eau. Avant de récupérer l'un ou l'autre, veuillez les débrancher immédiatement. Le fait de ne pas débrancher l'appareil / l'adaptateur peut entraîner un choc électrique !

- ⦿ N'utilisez jamais l'adaptateur si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement l'adaptateur.
- ⦿ L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur fourni.
- ⦿ N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce manuel, ou si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, ne semble pas fonctionner correctement, ou si vous voyez ou sentez de la fumée. Le cas échéant, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service à la clientèle.
- ⦿ Ne nettoyez pas l'appareil ni aucune autre pièce en les passant au lave-vaisselle.
- ⦿ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- ⦿ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage, ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.

- ⦿ Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ! La loi exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.



## **Contre-indications**

L'appareil, y compris tous ses composants, ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes : les enfants âgés de moins de 18 ans, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ou les personnes qui ne comprennent pas les risques encourus.

### **Ne pas utiliser si vous :**

- ⦿ portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif dans une partie quelconque du corps ;
- ⦿ présentez des troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes ;

- en cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques ;
- avez des antécédents récents ou souffrez d'une maladie cancéreuse ou de grains de beauté pré-malins ;
- avez subi une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, dans la zone traitée au cours des 3 mois précédant la séance ;
- souffrez d'épilepsie ;
- avez une pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, ou lupus, etc. ;
- êtes enceinte ou allaitez.

### **Ne pas appliquer sur les zones qui ont :**






- un implant permanent tel que des plaques métalliques et des vis, des implants en silicone ou des zones avec des produits de comblements ou toxines injectés ;
- un eczéma actif, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète) ;

- ⦿ subi des traumatismes ou des lésions cutanées ;
- ⦿ été exposées au soleil sans protection (attendre 24h) ; pour des peaux bronzées ou ayant subi des coups de soleil, attendre 3 jours.

### **Consultez votre médecin si vous avez :**

- ⦿ une couperose ou rosacée ;
- ⦿ des antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles qu'un herpès simplex récurrent, au niveau de la zone de traitement. Si tel est le cas, vous pourrez uniquement subir un traitement en suivant un régime prophylactique ;
- ⦿ une radiothérapie ou chimiothérapie reçue au cours des 3 derniers mois, ou des zones sujettes à des malignités dermiques ;
- ⦿ utilisé des corticostéroïdes au cours des 3 mois précédant la séance ;
- ⦿ utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois ;
- ⦿ toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

## 2. Signes et symboles

	Informations importantes concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.
	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe II. L'adaptateur est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.
IP32	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets, tels que les doigts, et les gouttes d'eau.
	N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Éliminer conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.

## 3. Dispositifs de sécurité



Silk'n FaceTite protège votre peau contre la surchauffe et possède les dispositifs de sécurité suivants :

- **Capteur et stabilisateur thermiques :** ces dispositifs mesurent la température de la peau, stabilisent l'énergie thermique et empêchent la surchauffe. Lorsque la température de la peau atteint 42 à 43 °C, le stabilisateur cesse automatiquement d'émettre de la chaleur jusqu'à ce que la température cutanée ait suffisamment diminué pour que le stabilisateur puisse se remettre à chauffer.



- **Capteur de mouvement :** Silk'n FaceTite n'émet de la chaleur RF que lorsque vous faites glisser l'appareil sur votre peau. Si vous maintenez l'appareil sur une partie du visage pendant trop longtemps, l'appareil cesse automatiquement d'émettre de la chaleur. Il s'agit d'un dispositif de sécurité.

## 4. Paramètres et commandes de l'appareil

Bouton	Action	Fonction / Mode
N/A	L'appareil se branche sur l'alimentation électrique par l'intermédiaire de <b>l'adaptateur</b> (#6).	Mode veille  Les 5 <b>voyants indicateurs de puissance</b> (#3) s'allument les uns après les autres de façon continue.
Bouton de commande (#4)  	Appuyer x 1	Puissance 1 - 1 voyant allumé
	Appuyer x 2	Puissance 2 - 2 voyants allumés
	Appuyer x 3	Puissance 3 - 3 voyants allumés
	Appuyer x 4	Puissance 4 - 4 voyants allumés
	Appuyer x 5	Puissance 5 - 5 voyants allumés
	Appuyer x 6	Retourne au niveau 1
	Appui long	Retourne en mode veille
Voyants indicateurs de puissance (#3)  	Automatiquement allumés afin de montrer la puissance sélectionnée.	Chaque voyant correspond à une puissance différente. La puissance 1 est la puissance la plus faible et la puissance 5 est la plus élevée.

## 5. En savoir plus sur votre Silk'n FaceTite

---

### 5.1 Contenu du paquet

- L'appareil Silk'n FaceTite
- Adaptateur
- Silk'n Slider Gel
- Étui de rangement
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

### 5.2 Composants de l'appareil

L'appareil a une **surface de traitement** (#1), dotée de trois **électrodes** (#2) et d'un **bouton de commande** (#4) avec **voyants indicateurs de puissance** (#3).

Veuillez vous reporter à l'illustration à la page (i), au début de ce mode d'emploi, pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- Surface de traitement (#1)
- 3 électrodes métalliques (#2)
- 5 voyants indicateurs de puissance (#3)
- Bouton de commande (#4)
- Prise de l'appareil (#5)
- Adaptateur avec câble (#6)

### 5.3 Description de l'appareil

Silk'n FaceTite est un appareil de soin anti-âge du visage qui utilise la technologie HT™. Cette technologie combine trois types d'énergie : l'énergie thermique infrarouge (IR) qui affecte la couche supérieure de la peau afin d'améliorer sa texture, l'énergie lumineuse LED qui pénètre dans le derme pour le rajeunir et restaurer le collagène, et l'énergie de radiofréquence bipolaire (Bi-Polar RF) qui pénètre en profondeur dans la couche adipeuse sous-cutanée pour raffermir les tissus profonds et réduire les rides.

## 5.4 Usage prévu

Silk'n FaceTite est conçu pour améliorer la texture de la peau, raffermir la peau, restaurer le collagène et réduire les rides.

L'appareil est prévu pour un auto-traitement uniquement. Il est prévu pour une utilisation privée à domicile et n'est pas adapté à des fins commerciales. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme impropre et risque d'entraîner des dommages matériels ou corporels.

Le fabricant ou le concessionnaire ne sauraient être tenus responsables des dommages ou blessures subis en raison d'une utilisation impropre ou incorrecte. Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 5.5 Lecture et conservation du mode d'emploi


Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays.

Avant toute première utilisation, veuillez lire ce mode d'emploi en entier et le conserver pour référence ultérieure. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque séance.

## 6. Silk'n FaceTite séances

### 6.1 Zones de traitement

Il y a 6 zones de traitement pour le visage et le cou.




Zone de traitement	Objectif
Front, à l'exclusion des sourcils	Raffermissment de la peau
Joue gauche, y compris la zone située à côté et en dessous de l'œil	Traitement des ridules et augmentation du volume
Joue droite, y compris la zone située à côté et en dessous de l'œil	
Lèvre supérieure, y compris le sillon naso-génien	Raffermissment et élimination des rides
Menton, y compris la mâchoire	Raffermissment et modelage de l'ovale du visage
Cou	Lissage de la peau

## 6.2 Protocole d'utilisation

Traitez chaque zone séparément pendant 15 minutes. Vous pouvez traiter autant de zones que vous le souhaitez en une seule séance.

Pour une efficacité maximale, nous vous conseillons d'observer les précautions suivantes :

- Assurez-vous de disposer d'une quantité suffisante de gel sur la **surface de traitement** (#1) à tout moment au cours de la séance.
- Ne laissez pas l'appareil sur un seul endroit de la peau. Déplacez-le continuellement afin de couvrir toute la zone de traitement. Cela permettra d'éviter de surchauffer la zone de traitement et réduira la possibilité d'un effet indésirable.
- Veillez à ce que les 3 **électrodes** (#2) soient toujours en contact direct avec la peau.
- Si la puissance provoque une sensation d'inconfort, réduisez-la jusqu'à un niveau qui soit confortable pour vous.
- Modifiez uniquement la puissance lorsque la **surface de traitement** (#1) **n'est pas** en contact avec la peau.
- Traitez chaque zone pendant au moins 10 minutes à la puissance 5.



- Utilisez l'appareil à raison de 2 séances par semaine pendant 10 semaines. Vous commencerez à observer des résultats visibles au bout de 5 semaines / 10 séances.



- Après cela, réalisez une séance une fois toutes les 2 semaines pour maintenir les résultats.

## 7. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n FaceTite

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

- Les œdèmes excessifs (gonflement) et les érythèmes (rougeur) sont des réactions rares au traitement qui dans la plupart des cas se résorbent en quelques jours. Si ces signes apparaissent, utilisez immédiatement un linge frais et humide pour refroidir la zone affectée pendant au moins 10 minutes et appliquez une crème anti-brûlure.
- Dans certains cas rares, l'utilisateur peut présenter une dilatation des capillaires sanguins superficiels. Cela peut provoquer des rougeurs transitoires pendant quelques jours. Certains capillaires peuvent également présenter des taches rouges qui se résorberont également avec le temps. Si ces signes apparaissent, nous vous recommandons de rafraîchir immédiatement la zone concernée avec de l'eau glacée.

- i** Consultez votre médecin si vous présentez des symptômes persistants, y compris des douleurs, des rougeurs cutanées, des gonflements ou une sensation de brûlure.

## 8. Lancez-vous !

---

### 8.1 Avant la première utilisation

- Sortez l'appareil de son emballage et vérifiez que tous les composants sont présents.
- En cas d'articles manquants ou d'aspect endommagé, contactez le service à la clientèle.
- Avant la première utilisation, retirez le film protecteur qui recouvre les électrodes.

### 8.2 Les étapes de la séance

- Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
- Retirez le film protecteur de la **surface de traitement** (#1).
- Branchez le cordon de **l'adaptateur** (#6) sur la **prise de l'appareil** (#5). Ensuite, branchez **l'adaptateur** (#6) sur l'alimentation de secteur. Les 5 **voyants indicateurs de puissance** (#3) s'allument les uns après les autres de façon continue. L'appareil se trouve désormais en mode veille.
- Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une peau propre et sèche et libre de bijoux.
- Appuyez sur le **bouton de commande** (#4). L'appareil démarre automatiquement à la puissance 1 et un **voyant indicateur de puissance** (#3) est allumé.
- Appliquez une petite quantité de Silk'n Slider Gel à la **surface de traitement** (#1).



Le Silk'n Slider Gel (ou n'importe quel autre gel transparent à base d'eau) rend les mouvements de la **surface de traitement** (#1) plus lisses sur la peau et assure une bonne conductivité. **Afin de garantir une séance sûre et efficace, commencez toujours par appliquer du Silk'n Slider Gel, et appliquez-en davantage au besoin.**

7. Avec la puissance 1, placez l'appareil sur la zone que vous souhaitez traiter et vérifiez qu'il est bien en contact avec la peau. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur.
8. Déplacez l'appareil en effectuant de légers mouvements linéaires, tel un massage, sur toute la zone que vous souhaitez traiter. Progressiez lentement et avec précaution. Continuez à déplacer l'appareil en vous assurant que les 3 **électrodes** (#2) restent bien en contact avec la peau à mesure que vous traitez la zone.
9. Augmentez la puissance progressivement, en appuyant sur le **bouton de commande** (#4). Les meilleurs résultats s'obtiennent en utilisant la puissance la plus élevée, mais il est important que vous choisissiez la puissance qui vous paraît la plus confortable.
10. En déplaçant continuellement l'appareil, traitez la zone pendant une durée totale d'au moins 15 minutes. Vous ressentirez une augmentation de la température de la peau à mesure que vous augmenterez la puissance. Au cours de la séance, votre peau deviendra un peu rouge. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.



Arrêtez immédiatement si vous ressentez une sensation d'inconfort.



11. Après votre séance, appuyez longuement sur le **bouton de commande** (#4) afin de faire passer l'appareil en mode veille.
12. Retirez toute trace résiduelle de Silk'n Slider Gel, puis rincez-vous la peau à l'eau tiède. Séchez la peau avec une serviette et appliquez une crème de visage afin de l'apaiser et de l'hydrater.

## 9. Nettoyage et entretien

---

Nettoyez le Silk'n FaceTite après chaque séance.



N'immergez jamais l'appareil ou l'un de ses composants dans l'eau.

- Mettez l'appareil en mode veille avant de le débrancher.
- Utilisez des serviettes de papier absorbant (telles que du papier hygiénique ou des lingettes) pour retirer les traces résiduelles de gel de la **surface de traitement** (#1). Vérifiez que vous avez bien nettoyé toute trace de gel afin que le gel ne se solidifie pas et n'endommage pas l'appareil.
- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer l'appareil et la **surface de traitement** (#1). Vous pouvez utiliser des liquides de nettoyage contenant un maximum de 70 % d'alcool, mais n'utilisez jamais d'acétone ou de liquides abrasifs qui endommageraient l'appareil.
- Pour finir, séchez l'appareil ainsi que la **surface de traitement** (#1) en les essuyant à l'aide d'un chiffon propre et sec.

## 10. Stockage

---

Après le nettoyage, nous vous conseillons de conserver l'appareil dans sa boîte d'origine. Assurez-vous que l'appareil soit complètement sec avant de le mettre en stockage.

## 11. Dépannage

---

N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

FR

Problème	Contrôles
L'appareil ne démarre pas.	Assurez-vous que l' <b>adaptateur</b> (#6) est bien connecté à l'appareil, qu'il est branché dans une prise électrique et que vous avez appuyé sur le <b>bouton de commande</b> (#4).
Je ne ressens aucune chaleur venant de l'appareil, alors que j'ai bien appuyé sur le <b>bouton de commande</b> (#4).	La chaleur sera émise uniquement si la <b>surface de traitement</b> (#1) est en contact direct avec la peau et si vous avez appliqué suffisamment de gel avant et pendant votre séance. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Le gel est essentiel au fonctionnement de l'appareil.
Un ou plusieurs voyants lumineux clignotent.	L'appareil a mal fonctionné. Veuillez débrancher l'appareil et le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.
L'appareil a cessé de fonctionner et est en veille.	Appuyez à nouveau sur le <b>bouton de commande</b> (#4) pour redémarrer l'appareil.

Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle.

## 12. Consommables

---

Vous pouvez acheter plus de Silk'n Slider Gel sur notre site internet : [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 13. Service à la clientèle

---

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site web. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service à la clientèle	E-mail
Belgique	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
France	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Allemagne	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservicede@silkn.eu">kundenservicede@silkn.eu</a>
Italie		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Pays-Bas	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Espagne	900 823 302	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Royaume-Uni	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Autres pays	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.eu">info@silkn.eu</a>

## 14. Garantie

---

Veuillez consulter la brochure de garantie du produit concerné pour obtenir des informations complètes.

## 15. Élimination

**L'emballage :** mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.

**L'appareil :** ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive DEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci garantit que l'appareil est recyclé de manière professionnelle, et empêche le rejet de substances nocives\* dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

\* Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

## 16. Caractéristiques techniques

Modèle	H2111 / H2112	
Technologie	Home Tightening™ (HT™, « Raffermissment à domicile »)	
Voyant rouge indicateur de la longueur d'onde	620 nm ± 20nm	
Longueur d'onde IR	850 nm ± 20nm	
Radio fréquence	1 MHz ± 30 % ; 12W max	
Fonctionnement et sécurité	Stabilisateur thermique empêchant la surchauffe de la peau	
Poids du système	125g	
Température	Fonctionnement	10 à 35°C
	Stockage	-40 à 70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75%HR
	Stockage	10 à 90%HR

Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 à 1060hPa
	Stockage	500 à 1060hPa
Modèle d'adaptateur		KSA24A1200150HE
- Entrée		100-240V ; 50-60Hz ; 0,5A
- Sortie		12Vcc ; 1,5A

## 17. Mentions légales

Droit d'auteur 2019 © Home Skinovations Ltd. Tous droits réservés.

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis. Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

# Съдържание

<b>1.</b>	<b>Предупреждения и противопоказания .....</b>	<b>61</b>
<b>2.</b>	<b>Знаци и символи.....</b>	<b>66</b>
<b>3.</b>	<b>Функции за безопасност .....</b>	<b>66</b>
<b>4.</b>	<b>Механизми за управление и настройки на уреда .....</b>	<b>67</b>
<b>5.</b>	<b>Опознайте Silk'n FaceTite .....</b>	<b>68</b>
5.1	Съдържание на опаковката.....	68
5.2	Части на устройството .....	68
5.3	Описание на устройството.....	68
5.4	Предназначение .....	69
5.5	Четене и съхранение на потребителското ръководство.....	69
<b>6.</b>	<b>Silk'n FaceTite третиране .....</b>	<b>70</b>
6.1	Зони за третиране .....	70
6.2	План за третиране.....	71
<b>7.</b>	<b>Какво да очаквате от Silk'n FaceTite .....</b>	<b>72</b>
<b>8.</b>	<b>Първи стъпки!.....</b>	<b>73</b>
8.1	Преди първата употреба.....	73
8.2	Стъпки на третиране .....	73
<b>9.</b>	<b>Почистване и поддръжка .....</b>	<b>75</b>
<b>10.</b>	<b>Съхранение .....</b>	<b>76</b>
<b>11.</b>	<b>Откриване и отстраняване на неизправности.....</b>	<b>76</b>
<b>12.</b>	<b>Консумативи .....</b>	<b>77</b>
<b>13.</b>	<b>Обслужване на клиенти .....</b>	<b>77</b>
<b>14.</b>	<b>Гаранция .....</b>	<b>78</b>
<b>15.</b>	<b>Унищожаване.....</b>	<b>78</b>
<b>16.</b>	<b>Технически характеристики.....</b>	<b>79</b>
<b>17.</b>	<b>Правна информация.....</b>	<b>80</b>

## 1. Предупреждения и противопоказания

---



Съобщение или събитие, което предупреждава за възможна или предстояща опасност, проблем или друга неприятна ситуация по време на използване на устройството.



### **Предупреждение за електричество и безопасност**

- Извършването на поправки се разрешава само на упълномощен персонал. Не се опитвайте да поправяте или отваряте запечатани части на вашия уред. Може да се изложите на опасни електрически компоненти и да си навредите сериозно. Това би анулирало също и гаранцията.
- Не поставяйте устройството или адаптера на място, от което могат да паднат или да бъдат издърпани във вана, мивка, вода или друга течност. Устройството и адаптерът не са водоустойчиви.
- Не се пресягайте към устройството или адаптера, ако са паднали във водата. Изключете от контакта веднага, преди да извадите всяко от тях. Ако устройството и/или адаптерът не бъдат изключени от електрическата мрежа, може да възникне токов удар!

- Никога не използвайте адаптера, ако има повреден кабел или щепсел, не работи правилно или е бил потопен във вода. Ако това се случи, веднага изключете адаптера от контакта.
- Устройството трябва да се използва само с предоставения адаптер.
- Не използвайте устройството, ако частите или аксесоарите не са доставени от производителя, както е посочено в настоящото ръководство, или ако устройството е повредено по някакъв начин или видимо не работи правилно или в случай, че усетите дим. В такива случаи спрете използването на устройството и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти.
- Не почиствайте устройството или каквито и да било други части в съдомиялната машина.
- Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка да не се извършват от деца.
- Децата не трябва да играят с опаковката. Те могат да се наранят с опаковъчните материали или да погълнат дребни части и да се задавят.



- Не изхвърляйте устройството с битови отпадъци! Законът изисква освобождаването от този електрически уред (включително всички аксесоари и части) да се извършва в определени пунктове за събиране и рециклиране на електрически уреди.



## Противопоказания

Това устройство, заедно с всички негови части, не трябва да се използва от: деца под 18-годишна възраст, възрастни с ограничени физически, сетивни или психологически възможности, хора, на които липсват опит или знания как да използват устройството по безопасен начин, или хора, които не разбират свързаните с това опасности.

### Не използвайте, ако сте:

- с пейсмейкър, вътрешен дефибрилатор или друг активен електрически имплант, където и да е в тялото.
- недобре контролирани ендокринни нарушения, като диабет и проблеми със щитовидната жлеза.

- ненормално състояние на кожата, причинено от диабет, системни или други метаболитни заболявания.
- които неотдавна са боледували или са болни от рак или имат бенки, предхождащи злокачествено заболяване.
- са претърпели хирургическа операция на третираната зона, в рамките на 3 месеца преди манипулацията.
- страдат от епилепсия.
- имате заболяване, свързано с фоточувствителност, като например порфирия, полиморфна светлинна ерупция, слънчева уртикария или лупус и др.
- бременна или кърмите.

### **Не третирайте зони, които имат:**

- постоянен имплант, като метални пластини и винтове, силиконови импланти или области с инжектирани филъри или токсини.
- активна екзема, псориазис, лезии, открити рани, открити инфекции (херпеси) или ненормално състояние на кожата, причинено от системни или метаболитни заболявания (например диабет).

- травматизирана или наранена кожа.
- излагали сте се наскоро на слънце без защита (изчакайте 1 ден); при кожа с придобит тен или слънчеви изгаряния, изчакайте 3 дни.

### **Консултирайте се с вашия лекар преди употреба, ако имате:**

- купероза или розацея.
- минали заболявания, стимулирани от топлината, като например рецидивиращ херпес симплекс в третираната зона. Ако е така, можете да правите манипулации само след преминаване на профилактичен режим.
- били сте подлагани на лъчева терапия или химиотерапия през последните 3 месеца или имате зони на потенциални злокачествени кожни образувания.
- сте използвали стероиди в рамките на 3 месеца преди манипулацията.
- използвали сте предписани от лекар медикаменти върху кожата си в рамките на последните 6 месеца.
- изпадали сте в други състояния, които от гледна точка на вашия лекар или дерматолог биха попречили на безопасността ви при третиране.

## 2. Знаци и символи

	Важна информация относно използването и поддръжката на устройството.
	Продуктите, отбелязани с този символ, отговарят на изискванията на директивите на Европейския съюз.
	Клас II. Адаптерът е защитен от токов удар чрез двойна изолация.
IP32	Устройството е защитено срещу проникване на предмети, като попадане на пръсти и срещу водни капки.
	Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
	Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци. Изхвърлете съгласно законите на вашата страна и помогнете за опазването на околната среда. В съответствие с Директивата за ОЕЕО.


## 3. Функции за безопасност

Silk'n FaceTite предпазва кожата от прегряване и има следните елементи за безопасност:

- **Термосензор и термостабилизатор:** Те измерват температурата на кожата, стабилизират топлинната енергия и предотвратяват прегряването. Когато температурата на кожата достигне 42°C-43°C, стабилизаторът автоматично спира да излъчва топлина, докато температурата на кожата се понижи достатъчно, за да може стабилизаторът да възобнови нагряването.

- **Сензор за движение:** излъчва радиочестотно нагряване само когато движите устройството Silk'n FaceTite по кожата си. Ако задържите устройството върху участък от лицето си твърде дълго, устройството автоматично ще спре да излъчва топлина. Това е безопасно устройство.

## 4. Механизми за управление и настройки на уреда

Бутон	Действие	Функция / Режим
неприложимо	Устройството е свързано към електрическото захранване чрез <b>адаптера (#6)</b> .	Режим на готовност  Петте 5 <b>светлинни индикатора за нивото на мощност (#3)</b> се сменят иклично.
Бутон за управление (#4)  	Натиснете x 1	Ниво на мощност 1 - 1 включен индикатор
	Натиснете x 2	Ниво на мощност 2 - 2 включени индикатора
	Натиснете x 3	Ниво на мощност 3 - 3 включени индикатора
	Натиснете x 4	Ниво на мощност 4 - 4 включени индикатора
	Натиснете x 5	Ниво на мощност 5 - 5 включени индикатора
	Натиснете x 6	Връщане към ниво на мощност 1
	Натиснете продължително	Връщане към режим на готовност
Индикатори за нивото на мощност (#3)	Включват се автоматично, за да покажат избраното ниво на мощност.	На всяко ниво на мощност отговаря един индикатор. Ниво 1 е най-ниското ниво на мощност, а ниво 5 е най-високото.

## 5. Опознайте Silk'n FaceTite

---

### 5.1 Съдържание на опаковката

- Устройство Silk'n FaceTite
- Кутия за съхранение
- Адаптер
- Ръководство за употреба
- Silk'n Slider Gel
- Гаранционна карта

### 5.2 Части на устройството

Устройството има **третираща повърхност (#1)**, **електроди (#2)**, и **бутон за управление (#4)**, около който са разположени **светлинни индикатори за нивото на мощност (#3)**.

Вижте илюстрацията на страница (i) в началото на това ръководство, за да разберете къде е разположена всяка функция.

- Третираща повърхност (#1)
- 3 Електроди (#2)
- 5 Светлинни индикатори за ниво на мощност (#3)
- Бутон за управление (#4)
- Щепсел на устройството (#5)
- Адаптер с кабел (#6)

### 5.3 Описание на устройството

Silk'n FaceTite е устройство за третиране на лицето против стареене, което използва HT™ технология. Тази технология съчетава три вида енергия: Инфрочервена (IR) топлинна енергия, която оказва влияние върху горния слой на кожата за подобряване на текстурата на кожата, LED светлинна енергия, която достига до дермата за възобновяване и възстановяване на колагена, и биполярна радиочестотна

енергия (RF), която прониква дълбоко в подкожната мазнина за дълбоко стягане на тъканта и намаляване на бръчките.

## **5.4 Предназначение**

Silk'n FaceTite е предназначено за подобряване на текстурата на кожата, стягане на кожата, възстановяване на колагена и намаляване на бръчките.

Устройството е предназначено единствено за самостоятелно прилагане. То е предназначено за употреба от домакинствата и не е пригодно за търговски цели. Използвайте устройството само както е описано в това ръководство за потребителя. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да доведе до увреждане на имущество или хора.

Производителят или продавачът не носят отговорност за щети или наранявания, причинени от неправилна или погрешна употреба. За допълнителна информация, вижте нашия уебсайт: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## **5.5 Четене и съхранение на потребителското ръководство**


Настоящото потребителското ръководство се базира на действащите стандарти и правила в Европейския съюз. Когато сте в чужбина, трябва да съблюдавате и насоките и законите в съответната страна.

Преди първата употреба, моля, прочетете цялото потребителско ръководство и го съхранете за бъдеща употреба. Нашата препоръка е да преглеждате отново настоящите инструкции преди всяко третиране.

## 6. Silk'n FaceTite третиране

### 6.1 Зони за третиране

Има 6 зони за третиране на лицето и шията.



Зона за третиране	Предназначение
Челото, без веждите	Стягане на кожата
Лявата буза, включително областите до и под окото	Третиране на фините линии и придаване на обем
Дясната буза, включително областите до и под окото	
Горната устна, включително назолабиалната гънка	Стягане и премахване на бръчките
Брадичката, включително челюстта	Стягане и V-образен ефект
Шия	Изглаждане на кожата




## 6.2 План за третиране


Обработвайте всяка отделна зона в течение на 15 минути. Можете да третирате колкото желаете области по време на една сесия.

За максимална ефективност препоръчваме следното:

- Уверете се, че количеството гел върху **третиращата повърхност** (#1) е достатъчно във всеки момент по време на третирането.
- Не задържайте устройството върху един участък на кожата. Непрекъснато движете устройството, като обхващате цялата третирана зона. По този начин ще избегнете прегряването на третираната зона и ще намалите опасността от нежелани ефекти.
- Уверете се, че 3-те **електрода** (#2) са винаги в пълен контакт с кожата.
- Ако се чувствате некомфортно при съответното ниво на мощност, намалете нивото на мощност до степен, при която се чувствате добре.
- Променяйте нивата на мощност само когато **третиращата повърхност** (#1) **не е** в контакт с кожата.
- Третирайте всяка зона най-малко 10 минути при ниво на мощност 5.



- Използвайте устройството за 2 манипулации седмично в продължение на 10 седмици. Ще установите видими резултати след 5 седмици/10 манипулации.



- След това третирайте веднъж на всеки 2 седмици, за да задържите ефекта.

## 7. Какво да очаквате от Silk'n FaceTite

Ако следвате стриктно инструкциите и обърнете внимание на всички предупреждения и противопоказания, усложненията и нежеланите реакции не се срещат често. При все това всяка козметична процедура, включително пригодените за домашна употреба, е свързана с известна доза риск. Поради това е важно да разберете и приемете рисковете и усложненията, които могат да настъпят.

- Прекомерното подуване (едема) и еритем (зачервяване) са рядко срещани реакции на манипулациите, които в повечето утихват в рамките на няколко дни. Ако се появят тези признаци, незабавно използвайте влажна хладна кърпа, за да охладите мястото, най-малко за 10 минути и нанесете крем против изгаряне.
- В редки случаи потребителят може да усети разширяване на повърхностните капиляри. Това може да доведе до временно зачервяване за няколко дни. Също така върху някои от капилярите може да се появят червени петна, които също ще утихнат постепенно. Ако се появят тези признаци, препоръчваме незабавно да охладите зоната със студена вода.

- i** Консултирайте се с вашия лекар, ако усетите упорити симптоми, включително болка, зачервяване на кожата, подуване или усещане за парене.

## 8. Първи стъпки!

---

### 8.1 Преди първата употреба

- Извадете устройството от опаковката и проверете дали всички части са налични.
- Ако някои елементи липсват или изглеждат повредени, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- Преди първа употреба отстранете защитното фолио, което покрива електродите.

### 8.2 Стъпки на третиране

1. Извадете устройството и другите компоненти от кутията.
2. Отстранете защитното фолио от **третиращата повърхност** (#1).
3. Включете кабела на **адаптера** (#6) в **щепсела на устройството** (#5). След това включете **адаптера** (#6) в електрическата мрежа. Всичките 5 **светлинни индикатора за нивото на мощност** (#3) се сменят циклично. Устройството е в режим на готовност.
4. Преди да започнете се уверете, че кожата ви е чиста и суха и че сте свалили всички бижута.
5. Натиснете **бутона за управление** (#4). Устройството се включва автоматично на ниво на мощност<sup>1</sup>, като светва един **светлинен индикатор за нивото на мощност** (#3).

6. Нанесете малко количество Silk'n Slider Gel върху **третиращата повърхност (#1)**.



Silk'n Slider Gel (или друг прозрачен гел на водна основа) улеснява плавното движение на **третиращата повърхност (#1)** по кожата и подобрява проводимостта. **За да осигурите безопасно и ефективно третиране на зоните, винаги започвайте третирането с нанасяне на Silk'n Slider Gel и добавете още, ако е необходимо.**

7. Използвайте ниво на мощност 1, поставете устройството в участъка, който искате да третирате, и се уверете, че то е в пълен контакт с кожата. Ще усетите леко чувство на затопляне.
8. Движете устройството внимателно с масажирани движения в една повърхност, в зоната, която искате да третирате. Работете бавно и внимателно. Продължете да движите устройството, като се уверите, че 3-те **електрода (#2)** остават в добър контакт с кожата, докато третирате зоната.
9. Постепенно увеличавайте нивото на мощност, като натискате **бутона за управление (#4)**. Използването на най-високото ниво на мощност ще ви даде най-добри резултати, но е важно да изберете ниво на мощност, при което се чувствате най-комфортно.
10. Без да изключвате устройството, третирайте мястото най-малко 15 минути общо. Ще усетите повишаване на температурата на кожата с увеличаване на нивото на мощност. По време на манипулацията, кожата ви леко ще се зачерви. Не се притеснявайте – това е нормално.



Спрете незабавно, ако почувствате дискомфорт.

11. След третирането, натиснете продължително **бутона за управление (#4)**, за да поставите устройството в режим на готовност.
12. Отстранете оставащия Silk'n Slider Gel от кожата, след което изплакнете кожата с хладка вода. Подсушете кожата на лицето с хавлиена кърпа и нанесете крем за лице, за да я успокоите и овлажнете.

## 9. Почистване и поддръжка

---

Почиствайте Silk'n FaceTite след всяко третиране.



Никога не потапяйте устройството или каквито и да било други части във вода!

- Поставете устройството в режим на готовност, след което го изключете от електрическата мрежа.
- Използвайте попиваща хартия (като тоалетна хартия или носни кърпички), за да отстраните остатъка от гела от **третиращата повърхност (#1)**. Уверете се, че сте премахнали всички остатъци от гела, за да предотвратите неговото втвърдяване или увреждането на устройството.
- Използвайте чиста, влажна кърпа, за да почистите устройството и **третиращата повърхност (#1)**. Можете да използвате почистващи течности със съдържание на алкохол до 70%, но никога да не използвате ацетон или други абразивни течности, защото те ще повредят устройството.

- За да почистите уреда, включително и **третиращата повърхност** (#1), го обтрийте с чиста, суха кърпа.

## 10. Съхранение

---

---

След почистване препоръчваме да съхранявате устройството в кутията за съхранение. Уверете се, че устройството е напълно подсушено преди да го приберете.

## 11. Откриване и отстраняване на неизправности

---

---

Не опитвайте да отваряте или поправяте устройството. Може да се изложите на опасни електрически компоненти и да си навредите сериозно. Това също така ще анулира гаранцията.

Проблем	Проверки
Уредът не започва да работи.	Уверете се, че <b>адаптерът</b> (#6) е правилно свързан с устройството, че е включен в електрически контакт и че сте натиснали <b>бутона за управление</b> (#4).
Не усещам никаква топлина от устройството, въпреки че натиснах <b>бутона за управление</b> (#4).	Топлина ще се излъчва само ако <b>третиращата повърхност</b> (#1) е в пълен контакт с кожата и сте нанесли достатъчно гел преди и по време на третирането. Това е функция за безопасност. Гелът е от съществено значение за работата на устройството.
Един или повече индикатори светят непрекъснато.	Устройството има неизправност. Изключете устройството и го рестартирайте. Ако проблемът продължава, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Проблем	Проверки
Уредът е спрял да работи и е в режим на готовност.	Отново натиснете <b>бутона за управление</b> (#4), за да рестартирате устройството.

За проблеми или запитвания, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

## 12. Консумативи

Можете да закупите допълнително Silk'n Slider Gel от нашия уебсайт: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 13. Обслужване на клиенти

За повече информация вижте нашия уеб сайт [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Настоящото ръководство може да бъде изтеглено от уебсайта ни и като PDF файл. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти Silk'n, за да съобщите за неочаквани действия или събития, или всякакъв друг проблем с вашето устройство. Нашите данни за контакт са:

Страна	Номер на сервиза	Имейл
Белгия	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Франция	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Германия	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservicede@silkn.eu">kundenservicede@silkn.eu</a>
Италия		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Холандия	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Испания	900 823 302	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Великобритания	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Други страни	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.eu">info@silkn.eu</a>

## 14. Гаранция

---

---

Моля, направете справка с отделната листовка с гаранцията на продукта за пълна информация.

## 15. Унищожаване

---

---

**Опаковка:** Изхвърлете опаковката според вида на отделните материали. Изхвърлете картоната и кашоната като отпадъчна хартия и филмирайте чрез службата за рециклируеми материали.

**Устройство:** не изхвърляйте заедно с битови отпадъци! Директивата ОЕЕО изисква да изхвърлите този електрически уред (включително всички аксесоари и части) в определения пункт за събиране на рециклируеми електрически уреди. Това гарантира, че уредът ще бъде рециклиран професионално и предотвратява освобождаването на вредни вещества\* в околната среда. Преди изхвърляне се уверете, че устройството е в незаредено състояние.

\* Продукти с етикет за съдържание на Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово.



## 16. Технически характеристики

Модел	H2111 / H2112	
Технология	Home Tightening™ (HT™)	
Дължина на вълната червена светлина	620nm±20nm	
Дължина на IR вълната	850nm±20nm	
Радиочестота	1 MHz ±30%; 12W max	
Работа и безопасност	Топлинен стабилизатор за предотвратяване прегряването на кожата	
Тегло на системата	125g	
Температура	Използване	10 до 35°C
	Съхранение	-40 до +70°C
Относителна влажност	Използване	30 до 75%rH
	Съхранение	10 до 90%rH
Атмосферно налягане	Използване	700 до 1060hPa
	Съхранение	500 до 1060hPa
Модел на адаптера	KSA24A1200150HE	
- Вход	100-240 V; 50-60 Hz; 0,5A	
- Изход	12Vdc; 1.5A	

BG

## 17. Правна информация

---

Авторски права 2019 © Home Skinovations Ltd. Всички права запазени.

Home Skinovations Ltd си запазва правото да променя своите продукти или технически характеристики с цел подобряване на производителността, надеждността или технологичността. Информацията, предоставена от Home Skinovations Ltd, се счита за точна и надеждна към момента на публикуване. Въпреки това Home Skinovations Ltd не поема никаква отговорност за употребата му. Никакви лицензи не се издават вследствие на това или по друг начин при какъвто и да е патент или патентни права на Home Skinovations Ltd. Никаква част от настоящия документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства - електронни или механични - за каквато и да е цел, без изричното писмено съгласие на Home Skinovations Ltd. Данните подлежат на промяна без уведомяване. Home Skinovations Ltd разполага с патенти и заявки за патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, отнасящи се до предмета на настоящия документ. Предоставянето на този документ не ви дава лиценз за тези патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, освен в случаите, изрично предвидени в някое писмено съгласие от Home Skinovations Ltd. Техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение. Silk'n и логото на Silk'n са регистрирани търговски марки на Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.B. 533, Yokneam 2069206, ИЗРАЕЛ.

# Tartalomjegyzék

<b>1.</b>	<b>Figyelmeztetések és ellenjavallatok .....</b>	<b>82</b>
<b>2.</b>	<b>Jelek és szimbólumok.....</b>	<b>86</b>
<b>3.</b>	<b>Biztonsági funkciók .....</b>	<b>87</b>
<b>4.</b>	<b>A készülék vezérlése és beállításai .....</b>	<b>87</b>
<b>5.</b>	<b>Ismerje meg a Silk'n FaceTite készüléket .....</b>	<b>88</b>
5.1	A csomag tartalma .....	88
5.2	A készülék részei .....	88
5.3	A készülék leírása.....	89
5.4	Rendeltetésszerű használat .....	89
5.5	A használati útmutató olvasása és tárolása.....	90
<b>6.</b>	<b>Silk'n FaceTite kezelések .....</b>	<b>90</b>
6.1	Kezelési területek.....	90
6.2	Kezelési terv.....	91
<b>7.</b>	<b>Mire számíthat – Silk'n FaceTite .....</b>	<b>92</b>
<b>8.</b>	<b>Kezdjük el! .....</b>	<b>93</b>
8.1	Az első használat előtt .....	93
8.2	Kezelési lépések.....	93
<b>9.</b>	<b>Tisztítás és karbantartás .....</b>	<b>95</b>
<b>10.</b>	<b>Tárolás.....</b>	<b>96</b>
<b>11.</b>	<b>Hibaelhárítás.....</b>	<b>96</b>
<b>12.</b>	<b>Cserealkatrészek.....</b>	<b>97</b>
<b>13.</b>	<b>Ügyfélszolgálat .....</b>	<b>97</b>
<b>14.</b>	<b>Jótállás.....</b>	<b>97</b>
<b>15.</b>	<b>Hulladékkezelés.....</b>	<b>98</b>
<b>16.</b>	<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>98</b>
<b>17.</b>	<b>Jogi nyilatkozat.....</b>	<b>99</b>

## 1. Figyelmeztetések és ellenjavallatok

---



Olyan állítás vagy esemény, amely a készülék használatakor lehetséges vagy fenyegető veszélyt, problémát vagy egyéb kellemetlen helyzetet jelez.



### **Elektromossággal és biztonsággal kapcsolatos figyelmeztetések**

- Csak jogosultsággal rendelkező személyzet végezhet javításokat a készülékén. Ne próbálja meg megjavítani vagy kinyitni a készülék lezárt alkatrészeit. Veszélyes alkatrészekkel kerülhet kapcsolatba és súlyos sérüléseket okozhat magának. Ez érvényteleníti a jótállást is.
- Ne helyezze vagy tárolja a készüléket vagy az adaptert olyan helyen, ahonnan az leeshet, beleeshet a kádba, a mosdóba, a vízbe vagy bármilyen más folyadékba. A készülék és az adapter nem vízálló.
- Ne érjen hozzá a készülékhez vagy az adapterhez, ha vízbe estek. Helyreállításuk előtt azonnal húzza ki azt az áramforrásból. Ha nem választja le a készüléket és/vagy az adaptert a tápellátásról, elektromos áramütést okozhat!
- Soha ne használja az adaptert, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha az nem megfelelően működik, vagy vízbe merült.

Ennek bekövetkezése esetén azonnal húzza ki az adaptert az áramforrásból.

- A készülék csak a mellékelt adapterrel használható.
- Ne használja, ha az ebben a kézikönyvben szereplő alkatrészeket vagy tartozékokat nem a gyártó szállította, illetve ha a készülék bármilyen módon sérült, vagy úgy tűnik, hogy nem megfelelően működik, vagy ha füstöt észlel. Ilyen esetekben ne használja tovább a készüléket és hívja az ügyfélszolgálatot.
- Ne tisztítsa a készüléket vagy annak bármelyik részét mosogatógébben.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermek nem végezheti.
- Gyerekek nem játszhatnak a csomagolással. Megséríthetik magukat a csomagolóanyaggal, vagy lenyelhetik az apró alkatrészeket és megfulladhatnak.
- Ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba! A törvény előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként.



## Ellenjavallatok

Ezt a készüléket és annak részeit a következő személyek nem használhatják: 18 év alatti gyermekek; korlátozott fizikai, érzékelési vagy pszichológiai képességekkel rendelkező felnőttek; azok, akik nem tudják vagy nincs tapasztalatuk abban, hogyan kell a készüléket biztonságosan használni, vagy azok, akik nincsenek tisztában az azzal járó veszélyekkel.

### Ne használja, ha:

- ⦿ szívritmus-szabályozója, belső defibrillátora, illetve egyéb aktív elektromos implantátuma van bárhol a testében.
- ⦿ rosszul kontrollált endokrin rendellenességben szenved, mint cukorbetegség és a pajzsmirigy megbetegedései.
- ⦿ cukorbetegség okozta kóros bőrelváltozása, szisztémás vagy más anyagcserebetegsége van.
- ⦿ nemrég vagy most rákban szenved, illetve rák előtti stádiumú anyajegye van.
- ⦿ a kezelés előtt 3 hónapon belül műtétje volt az érintett területen.
- ⦿ epilepsziában szenved.

- fényérzékenységgel kapcsolatos betegségben szenved (pl. porfíria, polimorfikus fényerupció, csalánkiütés vagy lupus, stb.).
- terhes vagy szoptat.

### **Ne végezzen kezelést:**

- ha állandó implantátuma van, például fémlemezek és csavarok, szilikon implantátum esetén, vagy ha egyes területeken befecskendezett töltőanyag vagy toxin található.
- aktív ekcémás, pikkelysömörös, sérült bőrfelületeken, nyílt sérüléseken vagy fertőzött bőrön (ajakherpesz), illetve szisztémás és anyagcsere betegség (például cukorbetegség) okozta kóros bőrelváltozásokon.
- traumatizált vagy sérült bőrön.
- nemrég védelem nélkül napnak kitett bőrön (várjon 1 napot); leburnult vagy napégette bőr esetében várjon 3 napot.

### **Konzultáljon orvosával, ha:**

- kuperózisa vagy rozáceaja van.
- a kezelés helyén hő által kiváltott betegsége volt vagy van, például herpesz. Ez esetben csak megelőző kezelést követően folytatható a kezelés.

- ⦿ sugárkezelést vagy kemoterápiás kezelést kapott az elmúlt 3 hónapban, vagy ha bőrén potenciális rosszindulatú bőrelváltozások vannak.
- ⦿ szteroidokat használt a kezelés előtti 3 hónapon belül.
- ⦿ az elmúlt hat hónapban szakorvos által felírt gyógyszereket használt a bőrén.
- ⦿ bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa vagy bőrgyógyásza véleménye szerint veszélyessé tenné a kezelés elvégzését.

## 2. Jelek és szimbólumok

	Fontos információ a készülék használatához és karbantartásához.
	Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a EU irányelv követelményeit.
	II. osztály. Az adapter kettős szigeteléssel védett a villamos áramütésekkel szemben.
IP32	A készülék tárgyak, pl. ujjak behelyezése és vízcseppek ellen védett.
	Ne használja a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók, mosdók vagy egyéb, vizet tartalmazó edények közelében.
	Ne dobja a háztartási hulladékba. Kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait, és segítsen a környezet megóvásában. Összhangban a WEEE irányelvvel.



### 3. Biztonsági funkciók

---



Silk'n FaceTite védi a bőrt a túlhevülés ellen és az alábbi biztonsági funkciókkal rendelkezik:

- **Hőérzékelő és hőstabilizáló:** Ez méri a bőr hőmérsékletét, stabilizálja a hőenergiát, és megakadályozza a túlhevülést. Amikor a bőr hőmérséklete eléri a 42-43°C-ot, a stabilizáló automatikusan leállítja a hőkibocsátást, amíg a bőr hőmérséklete nem csökken le eléggé ahhoz, hogy a stabilizáló folytassa a fűtést.
- **Mozgásérzékelő:** Silk'n FaceTite csak RF-hőt bocsát ki, amikor a készüléket a bőrön mozgatja. Ha a készüléket az arc egyik részén túl hosszán tartja, a készülék automatikusan leállítja a hőkibocsátást. Ez egy biztonságos készülék.

### 4. A készülék vezérlése és beállítása

---

Gomb	Művelet	Funkció / Mód
N/A	A készülék az <b>adapteren</b> (#6) keresztül csatlakozik az áramellátásra.	Készenléti üzemmód  Mind az 5 <b>energiaszint-jelző lámpa</b> (#3) folyamatosan körkörösén villog.

Gomb	Művelet	Funkció / Mód
Kezelőgomb (#4)  	Nyomja meg 1x	1. energiaszint - 1 lámpa ég
	Nyomja meg 2x	2. energiaszint - 2 lámpa ég
	Nyomja meg 3x	3. energiaszint - 3 lámpa ég
	Nyomja meg 4x	4. energiaszint - 4 lámpa ég
	Nyomja meg 5x	5. energiaszint - 5 lámpa ég
	Nyomja meg 6x	Visszamegy az 1. szintre
	Hosszú megnyomás	Visszamegy készenléti üzemmódba
Energiaszint-jelző lámpák (#3)  	Automatikusan világítani kezd a kiválasztott energiaszint kiválasztásakor.	Minden energiaszinthez egy lámpa tartozik. Az 1. szint a legalacsonyabb energiaszint, az 5. szint pedig a legmagasabb.

## 5. Ismerje meg a Silk'n FaceTite készüléket

### 5.1 A csomag tartalma

- Silk'n FaceTite készülék
- Tároló tok
- Adapter
- Használati útmutató
- Silk'n Slider Gél
- Jótállási jegy

### 5.2 A készülék részei

A készülék **kezelőfelülettel** (#1), **elektrodákkal** (#2), valamint **kezelőgombbal** (#4) és a kezelőgombok körüli **energiaszint-jelző lámpákkal** (#3) van felszerelve.

Tekintse meg a használati útmutató elején, (i) oldalon lévő ábrát, hogy hol találhatóak az egyes részek.

- Kezelőfelület (#1)
- 3 elektróda (#2)
- 5 energiaszint-jelző lámpa (#3)
- Kezelőgomb (#4)
- Készülékcsatlakozó (#5)
- Adapter kábellel (#6)

### **5.3 A készülék leírása**

Silk'n FaceTite bőrfiatalító arckezelő készülék, amely HT™ technológiát alkalmaz. Ez a technológia háromféle energiát kombinál: infravörös (IR) hőenergiát, amely a bőr felső rétegén hat a bőr állagának javítása érdekében; LED fényenergiát, amely bejut az irharétegbe, megújítja azt, és helyreállítja a kollagén rostokat, valamint a bipoláris rádiófrekvencia (RF) energiát, amely mélyen bejut a bőr alatti zsírrétegbe, így összehúzza a mély szöveteket és csökkenti a ráncokat.

### **5.4 Rendeltetészerű használat**

Silk'n FaceTite javítja a bőr textúráját, összehúzza a bőrt, regenerálja a kollagén rostokat és csökkenti a ráncokat.

A készüléket csak saját használatra tervezték. Kizárólag otthoni használatra készült, kereskedelmi célra nem alkalmas. Kizárólag a jelen használati útmutató szerint használja a készüléket. Az összes többi használat nem rendeltetészerűnek minősül, és anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat.

A gyártó vagy forgalmazó nem vállal felelősséget a szabálytalan vagy helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért. További információkért látogasson el a weboldalunkra: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 5.5 A használati útmutató olvasása és tárolása

Ez a használati útmutató az Európai Unió hatályban lévő szabványain és jogszabályain alapszik. Külföldi tartózkodás esetén tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket.


Az első használat előtt olvassa el teljesen a használati útmutatót és őrizze azt meg későbbi használatra. Javasoljuk, hogy minden kezelés előtt újból olvassa végig a használati útmutatót.

## 6. Silk'n FaceTite kezelések

---

### 6.1 Kezelési területek

Az arc és a nyak esetében 6 kezelési terület van.




Kezelt terület	Cél
Homlok, szemöldökök kivételével	A bőr összehúzása
Bal orca, beleértve a szem melletti és szem alatti részeket	A finom ráncok kezelése és volumen képzése
Jobb orca, beleértve a szem melletti és szem alatti részeket	
Felső ajak, a nazolabiális redőkkel együtt	A ráncok eltávolítása és összehúzása
Áll, beleértve az állkapcsot	Összehúzás és V-alakra formálás
Nyak	A bőr lágyítása

## 6.2 Kezelési terv


Minden területet külön-külön kezeljen, 15 percen keresztül. Egy kezelés alatt tetszőleges mennyiségű terület kezelhető.

A maximális hatás érdekében a következőket javasoljuk:

- Legyen mindig elég gél a **kezelőfelületen** (#1) a kezelés alatt.
- Ne hagyja a készüléket a bőr egy pontján. Mozgassa folyamatosan a készüléket a teljes kezelési terület lefedéséhez. Ezzel megakadályozza a kezelőfelület túlmelegedését, és csökkenti a negatív hatások bekövetkezésének esélyét.
- A 3 **elektróda** (#2) mindig teljesen érintkezzen a bőrrel.
- Ha az energiaszint nem kellemes, csökkentse azt Önnek kellemes szintre.
- Csak akkor módosítsa az energiaszinteket, amikor a **kezelőfelület** (#1) **nem** érintkezik a bőrrel.
- Kezelje a területeket legalább 10 percig az 5. energiaszinten.



- A készüléket 10 héten keresztül hetente 2-szer használja. Az eredmények 5 hét/10 kezelés után kezdenek láthatóvá válni.



- Ezt követően 2 hetente egyszer használja a készüléket az eredmények megőrzéséért.

## 7. Mire számíthat – Silk'n FaceTite

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Ugyanakkor minden kozmetikai kezelés, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, némi kockázatot von maga után. Ezért fontos, hogy megértse és elfogadja a kockázatokat és szövődményeket, amelyek előfordulhatnak.

- A túlzott ödéma (duzzanat) és az eritéma (bőrpír) a kezelésre adott olyan reakciók, amelyek a legtöbb esetben néhány nap alatt elmúlnak. Ha ezek a jelek mutatkoznak, azonnal borogassa a területet legalább 10 percen keresztül nedves, hűs kendővel annak lehűtésére, és kenje be égés elleni kenőccsel.

- Ritka esetben a felszíni hajszálerek kitágulását tapasztalhatja. Ez néhány napig ideiglenes bőrpír fennállását eredményezheti. Emellett néhány hajszálérnél piros foltok jelenhetnek meg, amelyek idővel szintén elmúlnak. Ha ezek a jelek láthatók, javasoljuk, hogy azonnal hűtse le a területet hideg vízzel.
- ❗ Ha állandó tüneteket – többek között fájdalmat, bőrpírt, duzzanatot vagy égő érzést – tapasztal, forduljon orvoshoz.

## 8. Kezdjük el!

---

### 8.1 Az első használat előtt

- Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az összes része megvan-e.
- Ha a készülék bármely része hiányzik vagy sérült, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Az első használat előtt távolítsa el az elektródákon lévő védőfóliát.

### 8.2 Kezelési lépések

1. Vegye ki a dobozból a készüléket és a többi alkatrészt.
2. Vegye le a védőfóliát a **kezelőfelületről** (#1).
3. Dugja be az **adapter** (#6) kábelét a **készülékcsatlakozóba** (#5). Ezután csatlakoztassa az **adaptert** (#6) az áramellátáshoz. Mind az 5 **energiaszint-jelző lámpa** (#3) folyamatosan körkörösén villogni fog. A készülék most készenléti üzemmódban van.
4. Kezdés előtt ellenőrizze, hogy a bőr tiszta és száraz-e, és vegyen le minden ékszert.

5. Nyomja meg a **kezelőgombot** (#4). A készülék automatikusan az 1. energiaszinten indul, és egy **energiaszintjelző lámpa** (#3) világít.
6. Helyezzen kis mennyiségű Silk'n Slider Gélét a **kezelőfelületre** (#1).



A Silk'n Slider Gél (vagy bármely más vízalapú, tiszta gél) lehetővé teszi a **kezelőfelület** (#1) akadálymentes mozgatóását a bőrön, valamint a vezetőképességet. **A biztonságos és hatékony kezelés érdekében a kezelést mindig kezdje a Silk'n Slider Gél felvitelével, majd szükség esetén vigyen fel több gélt.**

7. Az 1. energiaszintet használva helyezze a készüléket a kezelendő területre, és ellenőrizze, hogy az teljesen érintkezik-e bőrével. Enyhe meleg érzést tapasztal.
8. Mozgassa a készüléket óvatosan lineáris masszázsszerű mozdulatokkal a kezelendő területen. Lassan és óvatosan haladjon előre. Mozgassa tovább a készüléket, és ügyeljen arra, hogy a 3 **elektróda** (#2) jól érintkezzen a bőrrel a terület kezelésekor.
9. Fokozatosan növelje az energiaszintet a **kezelőgomb** (#4) megnyomásával. A legjobb eredményt a legmagasabb energiaszinttel érjük el, de fontos, hogy a legkényelmesebb energiaszintet állítsa be.
10. A készüléket folyamatosan mozgatva kezelje a felületet összesen legalább 15 percig. Az energiaszint növelésével érezni fogja, hogy a bőr hőmérséklete nő. Kezelés közben bőre kissé kipirosodhat. Ne aggódjon, ez normális.



Hagyja azonnal abba a használatát, ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal.



11. A kezelés után nyomja meg hosszan a **kezelőgombot** (#4) a készülék készenléti állapotba helyezéséhez.
12. Távolítsa el a maradék Silk'n Slider Gél a bőrről, majd mossa le langyos vízzel a bőrt. Törölje szárazra a bőrt egy törölközővel, majd a bőr puhításához és hidratálásához kenje be arckrémmeel.

## 9. Tisztítás és karbantartás

---

Minden kezelés után tisztítsa meg a Silk'n FaceTite készüléket.



Soha ne merítse a készüléket vagy annak bármely részét vízbe.

- Helyezze a készüléket készenléti üzemmódba, majd húzza ki.
- Nedvszívó papír (pl. WC-papír vagy törőlpapír) használatával távolítsa el a gél maradványait a **kezelőfelületről** (#1). Távolítsa el az összes gélmardványt, nehogy az a megszilárduljon és kárt tegyen a készülékben.
- Tiszta és nedves törölkendővel tisztítsa meg a készüléket és a **kezelőfelületet** (#1). Maximum 70%-os alkoholtartalmú tisztítófolyadék használható, de soha ne használjon acetont vagy egyéb súroló hatású folyadékot, mert azok kárt tesznek a készülékben.
- Végül törölje szárazra a **kezelőfelületet** (#1) tiszta és száraz törölkendővel.

## 10. Tárolás

Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja tároló tokban. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen száraz.

## 11. Hibaelhárítás

Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészekkel kerülhet kapcsolatba, és súlyos károkat okozhat magának. Valamint elveszíti a jótállást is.

Probléma	Ellenőrzés
A készülék nem indul.	Győződjön meg arról, hogy az az <b>adapter</b> (#6), amely be van dugva, megfelelően csatlakozik-e a készülékhez az áramellátásba, valamint hogy megnyomta-e a <b>kezelőgombot</b> (#4).
Nem érzek hőt a készülékből, pedig megnyomtam a <b>kezelőgombot</b> (#4).	Hő csak akkor távozik, ha a <b>kezelőfelület</b> (#1) teljesen érintkezik a bőrrel, és elegendő gélt helyezett fel a kezelés előtt és közben. Ez egy biztonsági funkció. A gél szükséges a készülék működéséhez.
Egy vagy több lámpa folyamatosan villog.	A készülék meghibásodott. Húzza ki az áramforrásból az adaptert és indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A készülék leállt és készenléti üzemmódban van.	A készülék indításához nyomja meg ismét a <b>kezelőgombot</b> (#4).

Ha probléma merül fel vagy kérdése van, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

## 12. Cserealkatrészek

---

Silk'n Slider Gél innen vásárolható: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 13. Ügyfélszolgálat

---

További információkért látogasson el a weboldalunkra: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető és letölthető a weboldalunkról. A váratlan műveletek vagy események bejelentése miatt vagy a készülékkel kapcsolatos bármely más probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a Silk'n ügyfélszolgálatával. Elérhetőségeink a következők:

Ország	Szervizszám	E-mail
Belgium	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Franciaország	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Németország	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservicede@silkn.eu">kundenservicede@silkn.eu</a>
Olaszország		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Hollandia	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Spanyolország	900 823 302	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Egyesült Királyság	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Egyéb országok esetén	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.eu">info@silkn.eu</a>

## 14. Jótállás

---

Kérjük, tanulmányozza a jótállásról szóló füzetet, amelyben teljes körű tájékoztatást talál.

## 15. Hulladékkezelés

**Csomagolás:** A csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőben helyezze el. A kartonpapír, kartondoboz, vagy más hulladék papír és fólia hulladékot szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezze.

**Készülék:** Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként. Ez biztosítja, hogy a készülék szakszerűen van ártalmatlanítva, és megakadályozza\* a káros anyagok környezetbe jutását. Gondoskodjon róla, hogy hulladékként való elhelyezés előtt a készülék fel nem töltött állapotban legyen.

\* Termékek a következő címkézéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

## 16. Műszaki adatok

Modell	H2111 / H2112	
Technológia	Home Tightening™ (HT™)	
Piros fény hullámhossza	620 nm±20nm	
IR hullámhossz	850 nm±20nm	
Rádiófrekvencia	1 MHz ±30%; max. 12W	
Használat és biztonság	Hőstabilizáló a bőr túlhevülésének megakadályozására	
A rendszer súlya	125g	
Hőmérséklet	Használat	10 és 35°C között
	Tárolás	-40 és +70°C között
Relatív páratartalom	Használat	30 és 75% között
	Tárolás	10 és 90% között

Légnyomás	Használat	700–1060hPa
	Tárolás	500–1060hPa
Adapter modell		KSA24A1200150HE
- Bemenet		100-240V; 50-60Hz; 0,5A
- Kimenő teljesítmény		12 Vdc; 1,5A

## 17. Jogi nyilatkozat

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Minden jog fenntartva.

A Home Skinovations Ltd fenntartja a jogot a termékeinek vagy előírásainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations Ltd nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt vagy szabadalmi jogot. A Home Skinovations Ltd. kifejezett írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmilyen elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Home Skinovations Ltd szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a jelen a dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve ha ehhez a Home Skinovations Ltd írásos engedély formájában hozzájárult. A Silk'n és a Silk'n logó a Home Skinovations Ltd bejegyzett védjegye, székhelye Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

HU

# Cuprins

<b>1. Avertismente și contraindicații.....</b>	<b>101</b>
<b>2. Semne și simboluri.....</b>	<b>105</b>
<b>3. Caracteristici de siguranță .....</b>	<b>106</b>
<b>4. Comenzile și setările aparatului .....</b>	<b>106</b>
<b>5. Faceți cunoștință cu Silk'n FaceTite .....</b>	<b>107</b>
5.1 Conținutul ambalajului.....	107
5.2 Componentele aparatului .....	107
5.3 Descriere aparat .....	108
5.4 Scopul utilizării.....	108
5.5 Citirea și păstrarea manualului de utilizare.....	109
<b>6. Silk'n FaceTite tratamente .....</b>	<b>109</b>
6.1 Zone de tratament .....	109
6.2 Plan de tratament .....	110
<b>7. La ce să vă așteptați atunci când folosiți Silk'n FaceTite.....</b>	<b>111</b>
<b>8. Introducere .....</b>	<b>112</b>
8.1 Înainte de prima utilizare.....	112
8.2 Pașii tratamentului.....	112
<b>9. Curățare și întreținere .....</b>	<b>114</b>
<b>10. Depozitare .....</b>	<b>115</b>
<b>11. Depanare .....</b>	<b>115</b>
<b>12. Consumabile.....</b>	<b>116</b>
<b>13. Serviciul clienți.....</b>	<b>116</b>
<b>14. Garanție .....</b>	<b>116</b>
<b>15. Eliminare.....</b>	<b>117</b>
<b>16. Specificații .....</b>	<b>117</b>
<b>17. Notificare legală.....</b>	<b>118</b>

## 1. Avertismente și contraindicații

---



O stare sau un eveniment care indică un pericol posibil sau iminent, o problemă sau o altă situație neplăcută la utilizarea aparatului.



### **Avertismente privind alimentarea la curent și siguranța**

- Numai personalului autorizat îi este permis să efectueze reparații. Nu încercați să reparați sau să desfăceți piesele sigilate ale aparatului. Puteți atinge componente periculoase și vă puteți provoca leziuni grave. Acest lucru va anula de asemenea și garanția.
- Nu puneți aparatul sau adaptorul în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras în cadă, chiuvetă, apă sau orice alt lichid. Aparatul și adaptorul nu sunt impermeabile.
- Nu încercați să recuperați aparatul sau adaptorul în cazul în care a căzut în apă. Scoateți-l imediat din priză înainte de a încerca să îl recuperați. Dacă nu scoateți aparatul și/sau adaptorul din priză, vă puteți electrocuta!

- Nu utilizați adaptorul dacă are un cablu sau un ștecher deteriorat, dacă nu funcționează adecvat sau dacă a fost introdus în apă. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți adaptorul din priză imediat.
- Aparatul trebuie utilizat doar împreună cu adaptorul furnizat.
- Nu utilizați aparatul dacă piesele și accesoriile nu sunt furnizate de către producător în sensul definiției din prezentul manual, sau dacă aparatul este defect sau dacă nu pare a funcționa corect, sau dacă vedeți sau simțiți fum. În astfel de cazuri, opriți utilizarea aparatului și contactați Serviciul clienți.
- Nu curățați aparatul sau oricare dintre piesele acestuia în mașina de spălat vase.
- Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii.
- Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajul aparatului. Se pot răni de la ambalaj sau pot înghiți componente mici și se pot îneca sau sufoca.
- Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere! Conform legii, trebuie să eliminați acest aparat electric (inclusiv toate accesoriile și piesele) într-un punct de colectare aparate electrice în vederea reciclării.





## Contraindicații

Aparatul și toate componentele acestuia nu trebuie utilizate de următoarele persoane: copii sub 18 ani, adulți cu capacități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau persoanele care nu au experiența sau cunoștințele necesare pentru utilizarea în siguranță a aparatului sau care nu înțeleg riscurile implicate.

### **Nu utilizați dacă:**

- aveți un stimulator cardiac, defibrilator intern sau orice alt implant electric activ oriunde în corp.
- aveți tulburări endocrine controlate precar, cum ar fi diabet și afecțiuni tiroidiene.
- aveți afecțiuni dermatologice anormale cauzate de diabet, boli de sistem sau alte boli metabolice.
- dacă aveți antecedente sau suferiți de cancer sau aveți leziuni precanceroase.
- dacă ați suferit vreo intervenție chirurgicală în zona tratată cu 3 luni înainte de tratament.
- suferiți de epilepsie.

- suferiți de o afecțiune asociată cu fotosensibilitatea precum porfirie, erupție polimorfă la lumină, urticarie solară, lupus, etc.
- sunteți însărcinată sau alăptați.

### **Nu tratați următoarele tipuri de zone:**






- un implant permanent, cum ar fi plăcuțe sau șuruburi metalice, implanturi cu silicón sau zone injectate cu fillere sau toxine.
- eczemă activă, psoriazis, leziuni, răni deschise sau infecții (stomatite herpetice), alunițe sau negi, afecțiuni dermatologice anormale provocate de boli de sistem sau metabolice (de exemplu diabet).
- zone cu piele traumatizată sau rănită.
- zone care au fost expuse recent la soare fără protecție (așteptați 1 zi); pentru pielea bronzată sau arsă de soare, așteptați 3 zile.

### **Consultați medicul dacă:**

- aveți cuperoză sau acnee rozacee.
- aveți antecedente de boli stimulate de căldură, precum herpes simplex recidivant în zona de tratament. În acest caz puteți efectua tratamentul numai cu respectarea unui regim profilactic.

- ⦿ ați făcut radioterapie sau tratamente chimioterapice în ultimele 3 luni sau aveți zone cu potențiale tumori maligne ale pielii.
- ⦿ ați utilizat steroizi cu 3 luni înainte de tratament.
- ⦿ ați folosit medicamente prescrise de medic pe piele în ultimele 6 luni.
- ⦿ aveți orice altă afecțiune datorită căreia, după părerea medicului dvs., ar fi nesigur să faceți tratamentul.

## 2. Semne și simboluri

	Informații importante privind utilizarea sau întreținerea aparatului.
	Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele directivelor UE.
	Clasa II. Aparatul este protejat împotriva șocului electric prin izolație dublă.
IP32	Aparatul este protejat împotriva pătrunderii de obiecte precum degetele, precum și împotriva picăturilor de apă.
	Nu utilizați aparatul în apropierea căzilor de baie, dușurilor, chiuvetelor sau a altor vase care conțin apă.
	Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere. Eliminați în conformitate cu legislația țării dvs. și contribuiți la protecția mediului. Conform Directivei DEEE.

RO



### 3. Caracteristici de siguranță

Silk'n FaceTite protejează pielea dv. de supraîncălzire și are următoarele caracteristici de siguranță:

- **Senzor termic și stabilizator de căldură:** acestea măsoară temperatura pielii, stabilizează energia termică și previn supraîncălzirea. Când temperatura pielii atinge 42°C - 43°C, stabilizatorul va înceta automat să emită căldură până când temperatura pielii va scădea suficient de mult, iar stabilizatorul va emite din nou căldură.
- **Senzor de mișcare:** Silk'n FaceTite va emite căldură dielectrică numai atunci când mișcați aparatul pe suprafața pielii. Dacă mențineți aparatul pe o anumită zonă a feței dv. pentru prea mult timp, aparatul va înceta automat să emită căldură. Acesta este un aparat care operează în siguranță.

### 4. Comenzile și setările aparatului

Tasta	Acțiune	Funcție / Mod
N/A	Aparatul este conectat la sursa de electricitate cu ajutorul <b>adaptorului</b> (#6).	Modul standby  Toate cele 5 <b>leduri indicatoare ale nivelului de energie</b> (#3) vor lumina repetat unul după celălalt.

Tasta	Acțiune	Funcție / Mod
Tasta centrală (#4)  	Apăsări x 1	Nivelul 1 de energie - 1 led aprins
	Apăsări x 2	Nivelul 2 de energie - 2 leduri aprinse
	Apăsări x 3	Nivelul 3 de energie - 3 leduri aprinse
	Apăsări x 4	Nivelul 4 de energie - 4 leduri aprinse
	Apăsări x 5	Nivelul 5 de energie - 5 leduri aprinse
	Apăsări x 6	Înapoi la nivelul 1
	Apăsare lungă	Înapoi la modul standby
Leduri indicatoare ale nivelului de energie (#3)  	Se aprinde automat pentru a arăta nivelul de energie selectat.	Există un singur led pentru fiecare nivel de energie. Nivelul 1 este cel mai înalt nivel de energie, iar nivelul 5 este cel mai scăzut.

## 5. Faceți cunoștință cu Silk'n FaceTite

### 5.1 Conținutul ambalajului

- Aparatul Silk'n FaceTite
- Gentuță de depozitare
- Adaptor
- Manualul de utilizare
- Silk'n Slider Gel
- Card de garanție

### 5.2 Componentele aparatului

Acest aparat are o **suprafață de tratament** (#1), **electrozi** (#2) și o **tastă centrală** (#4) înconjurată de **leduri indicatoare ale nivelului de energie** (#3).

Consultați imaginea de la pagina (i) la începutul acestui manual pentru a identifica locația fiecărei caracteristici.

- Suprafața de tratament (#1)
- 3 electrozi (#2)
- 5 leduri indicatoare ale nivelului de energie (#3)
- Tasta centrală (#4)
- Ștecher aparat (#5)
- Adaptor cu cablu (#6)

### 5.3 Descriere aparat

Silk'n FaceTite este un aparat pentru tratamente faciale anti-îmbătrânire care utilizează tehnologia HT™. Această tehnologie îmbină trei tipuri de energie: energia termică pe bază de radiații infraroșii (IR), care acționează asupra stratului superior al pielii pentru o textură îmbunătățită, energia luminoasă pe bază de LEDuri, care pătrunde în dermă pentru rejuvenare și refacerea nivelului de colagen și energia de radiofrecvență (RF) bipolară focalizată care pătrunde profund în grăsimea subcutanată pentru tonifierea țesuturilor profunde și reducerea ridurilor.

### 5.4 Scopul utilizării

Silk'n FaceTite este conceput pentru îmbunătățirea texturii pielii, tonifierea acesteia, refacerea nivelului de colagen și reducerea ridurilor.

Aparatul este destinat exclusiv autotratamentului. Aparatul este conceput numai pentru uz casnic și nu este adecvat pentru uzul comercial. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din prezentul manual de utilizare. Orice altă utilizare este considerată neadecvată și poate cauza prejudicii bunurilor sau persoanelor.

Producătorul sau vânzătorul nu poate fi făcut responsabil în caz de prejudicii sau vătămare rezultate din utilizarea neadecvată. Pentru informații suplimentare, vizitați website-ul nostru la [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 5.5 Citirea și păstrarea manualului de utilizare

Prezentul manual de utilizare este în conformitate cu normele și legislația în vigoare în Uniunea Europeană. Când vă deplasați în străinătate, trebuie de asemenea să respectați și regulamentele și legislația din țara respectivă.


Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți în întregime prezentul manual de utilizare și să-l păstrați la îndemână pentru utilizări ulterioare. Vă recomandăm să vă refamiliarizați cu instrucțiunile înainte de fiecare tratament.

## 6. Silk'n FaceTite tratamente

---

### 6.1 Zone de tratament

Există 6 zone de tratament pentru față și gât.



Zona de tratament	Scop
Fruntea, fără sprâncene	Tonifierea pielii
Obrazul stâng, inclusiv zona de lângă și de sub ochi	Tratarea ridurilor fine și crearea de volum
Obrazul drept, inclusiv zona de lângă și de sub ochi	
Buza superioară, inclusiv șanțul nazolabial	Tonifiere și eliminarea ridurilor
Bărbia, inclusiv linia maxilarului	Tonifiere și modelare în V
Gât	Netezirea pielii


## 6.2 Plan de tratament

Tratați separat fiecare zonă timp de 15 minute. În cadrul unei ședințe puteți trata câte zone doriți.


Pentru maximă eficiență, recomandăm următoarele:

- Asigurați-vă că aveți suficient gel pe **suprafața de tratament** (#1) de fiecare dată, pe toată durata tratamentului.
- Nu lăsați aparatul doar într-un singur loc pe piele. Mișcați continuu aparatul spre a acoperi întreaga zonă de tratament. Acest lucru previne supraîncălzirea zonei de tratare și reduce posibilitatea apariției unor efecte nocive.
- Asigurați-vă că toți cei 3 **electrozi** (#2) sunt întotdeauna în contact total cu pielea.
- Dacă simțiți că nivelul de energie este inconfortabil, reduceți-l până la un nivel de energie confortabil pentru dv.
- Schimbați nivelurile de energie numai atunci când **suprafața de tratament** (#1) **nu** este în contact cu pielea.
- Tratați fiecare zonă timp de cel puțin 10 minute la nivelul 5 de energie.





- Utilizați aparatul pentru 2 ședințe pe săptămână timp de 10 săptămâni. Veți începe să observați rezultate vizibile după 5 săptămâni / 10 ședințe de tratament.



- Ulterior, repetați tratamentul o dată la două săptămâni pentru menținerea rezultatelor.

## 7. La ce să vă așteptați atunci când folosiți Silk'n FaceTite

Dacă urmați instrucțiunile integral și acordați atenție tuturor avertismentelor și contraindicațiilor, complicațiile și efectele secundare sunt rare. Totuși, orice procedură cosmetică, inclusiv cele concepute pentru utilizarea la domiciliu, implică un anumit grad de risc. De aceea, este important să înțelegeți și să acceptați riscurile și complicațiile care se pot produce.

- Edemele (umflăturile) și eritemele (înroșirile) excesive sunt reacții adverse rare la tratament care în majoritatea cazurilor dispar în câteva zile. În cazul în care apar aceste semne, utilizați imediat o cârpă udă și rece pentru a răcori zona respectivă timp de cel puțin 10 minute și aplicați o cremă împotriva arsurilor.

- În cazuri rare, este posibil să se producă dilatarea vaselor sanguine capilare superficiale. Acest lucru poate avea ca rezultat o înroșire temporară, timp de câteva zile. În plus, unele vase capilare pot prezenta puncte roșii, care de asemenea se vor diminua în timp. În cazul în care apar aceste semne, recomandăm să răciți imediat zona cu apă rece.

**i** Consultați-vă medicul dacă aveți orice simptome persistente, cum ar fi dureri, înroșiri ale pielii, umflături sau senzație de arsură.

## 8. Introducere

---

### 8.1 Înainte de prima utilizare

- Scoateți aparatul din ambalaj și verificați dacă sunt incluse toate componentele.
- În cazul în care unele componente lipsesc sau par a fi deteriorate, contactați serviciul clienți.
- Înainte de prima utilizare, îndepărtați folia de protecție care acoperă electrozii.

### 8.2 Pașii tratamentului

1. Scoateți aparatul și celelalte componente din cutie.
2. Îndepărtați folia de protecție de pe **suprafața de tratament** (#1).
3. Introduceți cablul **adaptorului** (#6) în **stecher aparat** (#5). Conectați apoi **adaptorul** (#6) la sursa de electricitate. Toate cele 5 **leduri indicatoare ale nivelului de energie** (#3) vor lumina repetat unul după celălalt. Aparatul este acum în modul standby.

4. Înainte de a începe tratamentul, asigurați-vă că pielea dv. este curată și uscată și că v-ați scos toate bijuteriile.
5. Apăsăți **tasta centrală** (#4). Aparatul pornește automat cu nivelul de energie 1 și se va aprinde un **led indicator al nivelului de energie** (#3).
6. Aplicați o cantitate mică de Silk'n Slider Gel pe **suprafața de tratament** (#1).



Silk'n Slider Gel (sau orice alt gel pe bază de apă) facilitează mișcarea ușoară a **suprafeței de tratament** (#1) pe suprafața pielii și permite conductivitatea. **Pentru un tratament sigur și eficient, începeți întotdeauna cu aplicarea Silk'n Slider Gel și ulterior mai aplicați gel dacă este necesar.**

7. Utilizând nivelul de energie 1, puneți aparatul pe zona pe care doriți să o tratați și asigurați-vă că este în contact complet cu pielea. Veți simți o ușoară senzație de căldură.
8. Mișcați ușor aparatul cu mișcări liniare ca de masaj pe suprafața zonei pe care doriți să o tratați. Procedați încet și cu grijă. Continuați să mișcați aparatul, asigurându-vă că toți cei 3 **electrozi** (#2) rămân în contact complet cu pielea în timp ce tratați zona.
9. Creșteți treptat nivelul de energie apăsând **tasta centrală** (#4). Utilizând nivelul de energie cel mai înalt obțineți cele mai bune rezultate, însă important este să setați nivelul de energie care este cel mai confortabil pentru dv.
10. Cu aparatul în mișcare constantă, tratați zona timp de cel puțin 15 minute în total. Pe măsură ce creșteți nivelul de energie, veți simți temperatura pielii crescând. În timpul tratamentului, pielea dv. se va înroși puțin. Nu vă îngrijorați; acest lucru este normal.



Opriti-vă imediat dacă simțiți orice disconfort.

11. După tratament, apăsați lung **tasta centrală** (#4) pentru a aduce aparatul în modul standby.
12. Îndepărtați de pe piele toate resturile de Silk'n Slider Gel, apoi spălați pielea cu apă călduță. Ștergeți pielea cu un prosop, apoi aplicați o cremă de față pentru calmarea și hidratarea pielii.

## 9. Curățare și întreținere

---

Curățați Silk'n FaceTite după fiecare tratament.



Nu scufundați niciodată aparatul sau oricare dintre componentele sale în apă.

- Aduceți aparatul în modul standby, apoi scoateți-l din priză.
- Folosiți hârtie absorbantă (de ex. hârtie igienică sau șervețele) pentru a îndepărta resturile de gel de pe **suprafața de tratament** (#1). Asigurați-vă că ați îndepărtat toate resturile de gel pentru a preveni solidificarea gelului sau deteriorarea aparatului.
- Folosiți o cârpă umedă curată pentru a curăța aparatul și **suprafața de tratament** (#1). Puteți folosi soluții de curățat care conțin până la 70% alcool, însă nu utilizați niciodată acetonă sau alte soluții abrazive, deoarece acestea deteriorează aparatul.
- În final, ștergeți aparatul și **suprafața de tratament** (#1) cu o cârpă uscată curată până când sunt uscate.

## 10. Depozitare

După curățare, vă recomandăm să depozitați aparatul în gentuța de depozitare. Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul este complet uscat.

## 11. Depanare

Nu încercați să deschideți sau reparați aparatul. Puteți atinge componente electrice periculoase și vă puteți provoca leziuni grave. Acest lucru va anula de asemenea garanția.

Problemă	Verificări
Aparatul nu pornește.	Asigurați-vă că <b>adaptorul</b> (#6) este conectat adecvat la aparat, că este conectat la o priză electrică și că ați apăsat <b>tasta centrală</b> (#4).
Nu simt nicio căldură emisă de aparat chiar dacă am apăsat <b>tasta centrală</b> (#4).	Căldura este emisă numai dacă <b>suprafața de tratament</b> (#1) se află în contact complet cu pielea și dacă ați aplicat suficient gel înainte și în timpul tratamentului. Aceasta este o caracteristică de siguranță. Gelul este esențial pentru funcționarea aparatului.
Unul sau mai multe leduri clipesc continuu.	Aparatul are defecțiuni. Scoateți aparatul din priză și reporniți-l. Dacă problema persistă, contactați serviciul clienți.
Aparatul s-a oprit din funcționare și a intrat în modul standby.	Apăsați din nou <b>tasta centrală</b> (#4) pentru a reporni aparatul.

Dacă aveți probleme sau întrebări, contactați serviciul clienți.

## 12. Consumabile

---

Puteți cumpăra mai mult Silk'n Slider Gel de pe website-ul nostru: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 13. Serviciul clienți

---

Pentru informații suplimentare, vizitați website-ul nostru la [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Acest manual este disponibil, de asemenea, și pentru descărcarea ca PDF de pe site-ul web. Contactați serviciul clienți Silk'n pentru a raporta cazuri de funcționare sau evenimente anormale sau orice altă problemă pe care o are aparatul. Datele noastre de contact sunt:

Țară	Număr service	E-mail
Belgia	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Franța	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Germania	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservicede@silkn.eu">kundenservicede@silkn.eu</a>
Italia		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Olanda	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Spania	900 823 302	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Regatul Unit	0906-2130009	<a href="mailto:customer-careuk@silkn.eu">customer-careuk@silkn.eu</a>
Alte țări	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.eu">info@silkn.eu</a>

## 14. Garanție

---

Pentru informații complete, vă rugăm să consultați broșura separată Garanția Produsului.

## 15. Eliminare

**Ambalajele:** Aruncați ambalajele separate în materiale de câte un singur tip. Eliminați cartonul și cutiile ca deșeurile de hârtie și film prin intermediul serviciului de colectare a materialelor reciclabile.

**Aparatul:** Nu-l aruncați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice. Acest lucru asigură faptul că aparatul este reciclat în mod profesional și împiedică eliminarea de substanțe\* dăunătoare în mediu. Asigurați-vă că aparatul este descărcat înainte de eliminare.

\* Produse marcate cu Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

## 16. Specificații

Model	H2111 / H2112	
Tehnologie	Home Tightening™ (HT™)	
Lungime de undă lumină roșie	620nm±20nm	
Lungime de undă IR	850nm±20nm	
Radiofrecvență	1 MHz ±30%; 12W max	
Operare și siguranță	Stabilizator termic pentru prevenirea supraîncălzirii pielii	
Greutate sistem	125g	
Temperatură	Operare	Între 10 și 35°C
	Depozitare	Între -40 și +70°C
Umiditate relativă	Operare	30 - 75%rH
	Depozitare	10 - 90%rH
Presiune atmosferică	Operare	700 - 1.060hPa
	Depozitare	500 - 1.060hPa
Model adaptor	KSA24A1200150HE	

- Intrare	100-240V; 50-60Hz; 0,5A
- Ieșire	12Vdc; 1.5A

## 17. Notificare legală

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Toate drepturile rezervate.

Home Skinovations Ltd își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile pentru îmbunătățirea performanței, fiabilității sau a capacității de producție. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd sunt considerate precise și fiabile la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea acestora. Nicio licență nu este acordată implicit sau în alt mod în baza unui brevet sau a unor drepturi de brevetare ale Home Skinovations Ltd. Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd. Informațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă. Home Skinovations Ltd are brevete și are depuse cereri de brevetare în așteptare, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aparatul care face obiectul prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă conferă niciun fel de licență asupra acestor brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute în mod expres în orice înțelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd. Specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă. Silk'n și logo-ul Silk'n sunt mărci înregistrate ale Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.



# Obsah

<b>1. Výstrahy a kontraindikace .....</b>	<b>120</b>
<b>2. Značky a symboly .....</b>	<b>125</b>
<b>3. Bezpečnostní prvky .....</b>	<b>125</b>
<b>4. Ovládací prvky &amp; nastavení výrobku .....</b>	<b>126</b>
<b>5. Seznamte se s Silk'n FaceTite .....</b>	<b>127</b>
5.1 Obsah balení .....	127
5.2 Části přístroje .....	127
5.3 Popis zařízení .....	127
5.4 Určené použití .....	128
5.5 Přečtení a uložení příručky pro uživatele .....	128
<b>6. Silk'n FaceTite: ošetření .....</b>	<b>129</b>
6.1 Místa ošetření .....	129
6.2 Plán ošetření .....	130
<b>7. Co můžete očekávat při ošetření výrobkem Silk'n FaceTite.....</b>	<b>131</b>
<b>8. Začínáme! .....</b>	<b>132</b>
8.1 Před prvním použitím .....	132
8.2 Postup ošetření.....	132
<b>9. Čištění a údržba .....</b>	<b>134</b>
<b>10. Skladování.....</b>	<b>134</b>
<b>11. Řešení potíží.....</b>	<b>134</b>
<b>12. Spotřební zboží .....</b>	<b>135</b>
<b>13. Zákaznický servis.....</b>	<b>135</b>
<b>14. Záruka.....</b>	<b>136</b>
<b>15. Likvidace.....</b>	<b>136</b>
<b>16. Specifikace .....</b>	<b>137</b>
<b>17. Právní sdělení.....</b>	<b>138</b>

## 1. Výstrahy a kontraindikace

---



Prohlášení nebo událost, znamenající možné nebo blížící se nebezpečí, problém nebo jinou nepříjemnou situaci při používání zařízení.



### **Upozornění týkající se elektriky a bezpečnosti**

- ⦿ Opravy mohou provádět pouze pověřeni pracovníci. Nepokoušejte se opravit ani otevřít uzavřené součásti přístroje. Mohli byste se dostat do kontaktu s nebezpečnými součástmi a způsobit si tak těžkou újmu na zdraví. Rovněž by to vedlo k neplatnosti záruky.
- ⦿ Zařízení ani adaptér nepokládáte na místo, odkud může spadnout nebo být staženo do vany, dřezu, do vody nebo jiné kapaliny. Zařízení ani adaptér nejsou voděodolné.
- ⦿ Pokud zařízení nebo adaptér spadnou do vody, nesahejte pro ně. Ihned je odpojte z elektrické sítě a teprve poté je vyjměte z vody. Pokud zapomenete zařízení nebo adaptér odpojit ze zásuvky, může to vést k elektrickému šoku!

- Nikdy nepoužívejte adaptér, pokud byl poškozen jeho kabel nebo zástrčka a pokud nepracuje správně nebo byl ponořen do vody. Pokud taková situace nastane, ihned adaptér odpojte z elektrické sítě.
- Zařízení se může používat pouze s přiloženým adaptérem.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jeho díly nebo příslušenství nejsou dodány výrobcem definovaným v tomto návodu k použití nebo pokud je výrobek jakýmkoli způsobem poškozený, zdá se, že řádně nefunguje nebo pokud uvidíte či ucítíte kouř. V takových případech přestaňte výrobek používat a obraťte se na zákaznický servis.
- Nemyjte přístroj ani jeho součásti či příslušenství v myčce na nádobí.
- Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět.
- Děti si nesmí hrát ani s obalem. Mohly by se o obalový materiál poranit nebo by mohly spolknout jeho malé části a udusit se.
- Zařízení nelikvidujte prostřednictvím domovního odpadu! Zákon požaduje, abyste tento elektrický přístroj (včetně veškerého příslušenství a součástí) zlikvidovali na určeném recyklačním sběrném místě pro elektrické přístroje.



## Kontraindikace

Toto zařízení a všechny jeho součásti nesmí používat následující osoby: Děti mladší 18 let, dospělí s omezenými fyzickými, psychickými a smyslovými schopnostmi, lidé bez zkušeností nebo znalostí bezpečného užívání zařízení a osoby, které nechápu rizika spojená se zařízením.

### **Nepoužívejte výrobek, pokud:**

- ⊙ máte kardiostimulátor, vnitřní defibrilátor nebo jakýkoliv elektronický implantát kdekoliv v těle.
- ⊙ jste osoba s nedostatečně kompenzovanými endokrinními poruchami, jako diabetes a poruchy štítné žlázy.
- ⊙ trpíte abnormálními stavy kůže způsobenými cukrovkou, systémovými a dalšími metabolickými onemocněními.
- ⊙ jste osoba, která nedávno prodělala rakovinu nebo trpí rakovinou nebo máte premaligní mateřská znaménka.
- ⊙ jste osoba, která během posledních 3 měsíců prodělala operaci ošetřovaného místa.
- ⊙ jste osoba trpící epilepsií.

- máte onemocnění související s přecitlivělostí na světlo, jako je porfyrie, polymorfní světelná erupce, solární kopřivka nebo lupus, atd.
- jste těhotná nebo kojíte.






### **Neošetřujte místa:**

- s permanentním implantátem, jako jsou kovové destičky a šrouby, silikonové implantáty nebo místa s injektovanými výplněmi nebo toxiny.
- aktivní ekzém, lupenka, léze, otevřené rány, otevřené infekce (opary) nebo pokožku v abnormálním stavu, který je způsoben systémovými nebo metabolickými onemocněními (např. diabetes).
- s poraněnou pokožkou.
- která byla nedávno vystavena působení slunce bez ochrany (počkejte 1 den); pokud je kůže opálená nebo spálená sluncem, počkejte 3 dny.

## **O vhodnosti použití přístroje se poradte s lékařem, pokud:**

- Trpíte kuperózou nebo růžovkou.
- Trpíte onemocněními stimulovanými teplem v anamnéze, jako je opakovaný opar v místě ošetření. Pokud trpíte některým z těchto stavů, můžete provádět ošetření pouze v profylaktickém režimu.
- Podstoupili jste během posledních 3 měsíců ozařovací léčbu nebo chemoterapii nebo máte na kůži místa s potenciálním zhoubným onemocněním.
- Jste během 3 měsíců před léčbou užívali steroidy.
- Během posledních 6 měsíců jste užívali léky na kůži vázané na lékařský předpis.
- Máte jiné zdravotní potíže, které by pro vás mohly dle názoru vašeho lékaře nebo dermatologa představovat v souvislosti s použitím výrobku nebezpečí.

## 2. Značky a symboly



	Důležité informace o používání a údržbě zařízení.
	Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky směrnic EU.
	Třída II. Adaptér je chráněn proti úrazu elektrickým proudem pomocí dvojité izolace.
IP32	Zařízení má ochranu proti vniknutí předmětů, jako například prstů, a proti kapkám vody.
	Zařízení nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel a jiných nádob obsahujících vodu.
	Neodhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte v souladu s místními zákony a pomozte chránit životní prostředí. V souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

## 3. Bezpečnostní prvky

Silk'n FaceTite chrání pokožku před přehřátím a obsahují tyto bezpečnostní prvky:

- **Tepelný senzor a stabilizátor tepla:** Tato zařízení měří teplotu pokožky, stabilizují tepelnou energii a brání přehřátí. Jakmile dosáhne teplota pokožky 42°C - 43°C, stabilizátor automaticky přestane vydávat teplo až do okamžiku, kdy se teplota pokožky dostatečně sníží, aby stabilizátor zase začal topit.
- **Senzor pohybu:** Silk'n FaceTite bude vydávat radiofrekvenční záření pouze při pohybu zařízením po pokožce. Pokud zařízení ponecháte na jedné části obličeje příliš dlouho, zařízení automaticky přestane vyzařovat teplo. Zařízení je bezpečné.

## 4. Ovládací prvky & nastavení výrobku

Tlačítko	Krok	Funkce/režim
Nelze aplikovat	Zařízení je připojeno ke zdroji energie pomocí <b>adaptéru</b> (#6).	Pohotovostní režim  Všech 5 <b>kontrolních světel úrovně energie</b> (#3) průběžně svítí.
Ovládací tlačítko (#4)  	1x stisknout	Množství energie 1 - 1 světlo svítí
	2x stisknout	Množství energie 2 - 2 světla svítí
	3x stisknout	Množství energie 3 - 3 světla svítí
	4x stisknout	Množství energie 4 - 4 světla svítí
	5x stisknout	Množství energie 5 - 5 světla svítí
	6x stisknout	Vrací se na úroveň 1
	Dlouhé stisknutí	Vrací se do pohotovostního režimu
Kontrolní světla úrovně energie (#3)  	Automaticky svítí, označuje vybranou úroveň energie.	Pro každou úroveň energie je jedno světlo. Úroveň 1 je nejnižší úroveň energie a úroveň 5 je nejvyšší.



## 5. Seznamte se s Silk'n FaceTite

---

### 5.1 Obsah balení

- Zařízení Silk'n FaceTite
- Adaptér
- Silk'n Slider Gel
- Pouzdro
- Návod k použití
- Záruční list

### 5.2 Části přístroje

Zařízení má **ošetřovací plochu** (#1), **elektrody** (#2), a **ovládací tlačítko** (#4) s **kontrolními světly označujícími úroveň energie** (#3).

Umístění jednotlivých prvků najdete na obrázku na straně (i) na přední straně této příručky.

- Ošetřovací plocha (#1)
- 3 Elektrody (#2)
- 5 Kontrolní světla úrovně energie (#3)
- Ovládací tlačítko (#4)
- Zdířka přístroje (#5)
- Adaptér s přívodní šňůrou (#6)

### 5.3 Popis zařízení

Silk'n FaceTite jedná se o zařízení určené k ošetření pleti proti stárnutí, které využívá technologii HT™. Tato technologie kombinuje tři druhy energie: Infračervené (IR) teplo, které působí na horní vrstvy pokožky a zlepšuje povrchovou strukturu pokožky, světelnou energii LED, která působí na škáru, omlazuje a obnovuje kolagen, a bipolární radiofrekvenční energii (RF), která proniká hluboko do podkožního tuku, zpevňuje tkáň a redukuje vrásky.

## 5.4 Určené použití

Silk'n FaceTite je určeno ke zlepšení povrchové struktury pokožky, zpevnění pokožky, obnovu kolagenu a redukci vrásek.

Zařízení je určeno pouze k domácímu ošetření. Je určeno pro domácí použití a není vhodné pro komerční účely. Zařízení používejte pouze tak, jak je uvedeno v příručce pro uživatele. Jakékoliv jiné použití není vhodné a může vést k poškození majetku nebo osob.

Výrobce ani prodejce nemůže nést odpovědnost za škody nebo poranění, způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím. Další informace najdete na našich webových stránkách [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 5.5 Přečtení a uložení příručky pro uživatele


Tento návod k použití vychází ze standardů a pravidel platných v Evropské unii. Při pobytu v zahraničí rovněž musíte dodržovat pokyny a zákony platné v dané zemi.

Před prvním použitím si přečtěte celou tuto příručku a uložte ji, abyste se k ní v budoucnu mohli vrátit. Doporučujeme znovu si pročit pokyny před každým ošetřením.

## 6. Silk'n FaceTite: ošetření

### 6.1 Místa ošetření

Na obličeji a krku je 6 oblastí, které se ošetřují.




Ošetřované místo	Účel
Čelo, kromě obočí	Zpevnění pokožky
Levá tvář včetně oblasti vedle oka a pod okem	Ošetření jemných vrásek a vytvoření objemu
Pravá tvář včetně oblasti vedle oka a pod okem	
Horní ret, včetně nosoretní rýhy	Zpevnění a odstranění vrásek
Brada a dolní čelist	Zpevnění a vytvarování do V
Krk	Zjemnění pokožky

## 6.2 Plán ošetření


Jednotlivé oblasti ošetřujte samostatně po dobu 15 minut. Během jednoho sezení můžete ošetřit libovolný počet oblastí.

Abyste dosáhli maximálního účinku, doporučujeme postupovat následovně:

- Dbejte na to, abyste vždy měli dostatek gelu na **ošetřovací ploše** (#1) v průběhu celého ošetření.
- Nenechávejte přístroj na jednom místě pokožky. Přístrojem neustále pohybujte po celé ošetřované oblasti. Předejde se tím přehřátí ošetřovaného místa a sníží se možnost vzniku nežádoucích účinků.
- Dbejte na to, aby všechny 3 **elektrody** (#2) byly vždy plně v kontaktu s pokožkou.
- Pokud máte nepříjemné pocity, snižte úroveň energie tak, aby vám byla příjemná.
- Úroveň energie měňte pouze tehdy, když **ošetřovací plocha** (#1) **není** v kontaktu s pokožkou.
- Každou oblast ošetřujte po dobu alespoň 10 minut pomocí úrovně 5.



- Přístroj používejte dvakrát týdně po dobu 10 týdnů. Po 5 týdnech / 10 ošetřeních se začnou objevovat viditelné výsledky.



- Pro udržení výsledků poté ošetřujte jednou za 2 týdny.

## 7. Co můžete očekávat při ošetření výrobkem Silk'n FaceTite

Pokud budete postupovat přesně podle pokynů a dbát všech upozornění a kontraindikací, neobjeví se pravděpodobně žádné komplikace či nežádoucí účinky. Avšak každá kosmetická procedura, včetně těch, které jsou určeny k domácímu použití, nese určitý stupeň rizika. Proto je důležité, abyste porozuměli rizikům a komplikacím, které se mohou vyskytnout, a přijali je.

- Jako reakce na ošetření se výjimečně objeví nepřiměřený edém (otok) a erytém (zarudnutí); ve většině případů během několika dnů vymizí. V případě, že se tyto příznaky objeví, okamžitě místo ochlazujte pomocí hadříku navlhčeného studenou vodou po dobu alespoň 10 minut a aplikujte mast proti popáleninám.
- Výjimečně může dojít k rozšíření povrchových krevních kapilár. Může to mít za následek dočasnou zarudnutí, trvající několik dnů. Na některých kapilárách se také mohou objevit červené skvrny, které se časem zmenší. Pokud se takové příznaky objeví, doporučujeme místo okamžitě chladit ledovou vodou.
- i** Pokud se objeví přetrvávající příznaky jako bolest, zarudnutí pokožky, otok nebo pocit pálení, poraďte se se svým lékařem.

## 8. Začínáme!

---

### 8.1 Před prvním použitím

- Přístroj vyjměte z obalu a zkontrolujte, zda obsahuje všechny části.
- Pokud cokoliv chybí nebo je poškozené, kontaktujte zákaznickou službu.
- Před prvním použitím sejměte ochrannou fólii, která je na elektrodách.

### 8.2 Postup ošetření

1. Vyjměte výrobek a ostatní komponenty z krabice.
2. Sejměte ochrannou fólii z **ošetřovací plochy** (#1).
3. Zapojte přívodní šňůru **adaptéru** (#6) do **zdičky přístroje** (#5). Potom připojte **adaptér** (#6) ke zdroji energie. Všechna **5 kontrolních světel úrovně energie** (#3) průběžně svítí. Nyní je přístroj v pohotovostním režimu.
4. Dříve než začnete, zkontrolujte, že je pokožka čistá a suchá a že jste si sundali veškeré šperky.
5. Stiskněte **ovládací tlačítko** (#4). Přístroj začne automaticky pracovat na úrovni energie 1 a jedno **kontrolní světlo úrovně energie** (#3) bude svítit.
6. Aplikujte malé množství Silk'n Slider Gel na **ošetřovací plochu** (#1).



Silk'n Slider Gel (nebo jakýkoliv jiný čirý gel na vodním základu) usnadní pohyb **ošetřovací plochy** (#1) po pokožce a umožní vodivost. **Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné ošetření, začněte vždy aplikováním Silk'n Slider Gel a pokud je to zapotřebí, gel přidejte.**

7. Použijte úroveň energie 1, přiložte přístroj na oblast, kterou chcete ošetřit a zkontrolujte, že je zcela v kontaktu s pokožkou. Ucítíte mírné teplo.
8. Pohybujte jemně zařízením lineárními masážními pohyby v oblasti, kterou si přejete ošetřit. Postupujte pomalu a opatrně. Se zařízením dále pohybujte tak, aby 3 **elektrody** (#2) zůstaly při ošetření místa v kontaktu s pokožkou.
9. Postupně zvyšujte úroveň energie stisknutím **ovládacího tlačítka** (#4). Použitím nejvyšší úrovně energie docílíte nejlepších výsledků, ale je důležité, abyste nastavili úroveň energie tak, jak je to pro vás nejpříjemnější.
10. Přístrojem neustále pohybujte a příslušnou oblast ošetřujte celkem alespoň 15 minut. Jak budete zvyšovat úroveň energie, ucítíte zvyšování teploty pokožky. Během ošetření pokožka trošku zarudne. Nedělejte si s tím starosti; je to běžné.



V případě jakýchkoli obtíží přestaňte výrobek ihned používat.

11. Po ošetření dlouze stiskněte **ovládací tlačítko** (#4) a uveďte přístroj do pohotovostního režimu.
12. Z pokožky odstraňte veškeré zbytky Silk'n Slider Gel a poté pokožku opláchněte vlažnou vodou. Pokožku osušte ručníkem a aplikujte pleťový krém, který pokožku zklidní a hydratuje.

## 9. Čištění a údržba

---

Po každém použití Silk'n FaceTite očistěte.



Nikdy neponořujte výrobek ani žádnou z jeho částí do vody.

- Příklad: Přístroj uveďte do pohotovostního režimu a pak jej odpojte.
- Pomocí svého papíru (například toaletního papíru nebo ubrousků) odstraňte zbytky gelu z **ošetřovací plochy** (#1). Dbejte na to, abyste odstranili veškeré zbytky gelu, aby se předešlo ztuhnutí gelu nebo poškození zařízení.
- K očištění zařízení použijte čistý navlhčený hadřík a očistěte jím **ošetřovací plochu** (#1). Můžete použít čisticí přípravky s podílem alkoholu až 70 %, ale nikdy nepoužívejte aceton nebo jiné abrazivní tekutiny, protože by zařízení poškodily.
- Na závěr otřete přístroj a **ošetřovací plochu** (#1) do sucha čistým suchým hadříkem.

## 10. Skladování

---

Po očištění doporučujeme uložit přístroj do úložné skříňky. Dbejte na to, aby byl přístroj před uložením zcela suchý.

## 11. Řešení potíží

---

Výrobek se nepokoušejte otevírat ani opravovat. Mohli byste se dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi výrobku a způsobit si tak těžkou újmu na zdraví. Rovněž by to vedlo k neplatnosti záruky.



Problém	Kontrola
Přístroj se nedá zapnout.	Dbejte na to, aby byl <b>adaptér</b> (#6) k zařízení řádně připojen, aby byl připojen ke zdroji energie a abyste stiskli <b>ovládací tlačítko</b> (#4).
Z přístroje necítím vůbec žádné teplo, přestože jsem stiskl(a) <b>ovládací tlačítko</b> (#4).	Přístroj vydává teplo pouze tehdy, když je <b>ošetřovací plocha</b> (#1) zcela v kontaktu s pokožkou a pokud jste před a během ošetření aplikovali dostatečné množství gelu. Jedná se o bezpečnostní prvek. Pro práci s přístrojem je velmi důležitý gel.
Jedno nebo více světel neustále bliká.	Zařízení má poruchu. Přístroj vyndejte ze zásuvky a znovu zapněte. Pokud problém trvá, kontaktujte zákaznickou službu.
Výrobek přestal fungovat a je v pohotovostním režimu.	Znovu stiskněte <b>ovládací tlačítko</b> (#4) a zařízení restartujte.

S veškerými potížemi nebo dotazy se obračejte na zákaznický servis.

## 12. Spotřební zboží

Další Silk'n Slider Gel můžete koupit na webových stránkách: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 13. Zákaznický servis

Více informací viz naše webové stránky na adrese: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Tento návod je též k dispozici ke stažení ve formátu PDF na našich webových stránkách. Nečekané závady, příhody nebo ostatní problémy s výrobkem ohlaste zákaznickému servisu Silk'n.

Naše kontaktní údaje naleznete níže:

Země	Servisní číslo	Email
Belgie	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francie	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Německo	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Itálie		servizioclientiit@silkn.eu
Nizozemsko	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španělsko	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Velká Británie	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Ostatní země	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

## 14. Záruka

---

Úplné informace najdete v samostatné brožurce se zárukou na výrobek.

## 15. Likvidace

---

**Obal:** Obal zlikvidujte prostřednictvím tříděného odpadu. Lепенku a karton zlikvidujte jako odpadní papír a fólii vložte do recyklačního kontejneru.

**Zařízení:** neodhazujte do domovního odpadu! Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby byl tento elektrický přístroj (včetně veškerého příslušenství a součástí) zlikvidován na určeném recyklačním sběrném místě pro elektrické přístroje. Tím se zajistí, že přístroj bude recyklován odborně a zabrání se tak uvolnění škodlivých látek\* do životního prostředí. Před likvidací zkontrolujte, že přístroj není nabitý.

\* Výrobky, na jejichž označení je uvedeno Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

## 16. Specifikace

Model	H2111 / H2112	
Technologie	Home Tightening™ (HT™)	
Vlnová délka červeného světla	620nm ± 20nm	
Vlnová délka infračerveného záření	850nm ± 20nm	
Radio frekvence	1 MHz ±30%; 12W max	
Provoz a bezpečnost	Stabilizátor teploty, zabraňuje přehřátí pokožky	
Hmotnost systému	125g	
Teplota	Provoz	10 až 35°C
	Skladování	-40 až +70°C
Relativní vlhkost	Provoz	30 až 75%rH
	Skladování	10 až 90%rH
Atmosférický tlak	Provoz	700 až 1060hPa
	Skladování	500 až 1060hPa
Model adaptéru	KSA24A1200150HE	
- Napájení	100-240V; 50-60Hz; 0,5A	
- Výstupní napětí	12Vdc; 1,5A	

## 17. Právní sdělení

---

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Home Skinovations Ltd si vyhrazuje právo provádět změny u svých výrobků nebo v jejich technické specifikaci v rámci zlepšení jejich výkonu, spolehlivosti nebo výrobitelnosti. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd jsou v době vydání dokumentu považovány za přesné a pravdivé. Home Skinovations Ltd však nenesе žádnou odpovědnost za jejich využití. V rámci patentu nebo patentových práv Home Skinovations Ltd neznamená jakékoli jejich využití získání licence. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být z jakéhokoli důvodu reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky ani mechanicky, bez výslovného písemného svolení Home Skinovations Ltd. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Home Skinovations Ltd vlastní patenty a nevyřízené patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu nezakládá žádný nárok na tyto patenty, ochranné známky, autorská nebo jiná práva duševního vlastnictví s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v případné písemné smlouvě s Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Silk'n a logo Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

# Kazalo vsebine

<b>1. Opozorila in kontraindikacije .....</b>	<b>140</b>
<b>2. Znaki in simboli.....</b>	<b>144</b>
<b>3. Varnostne lastnosti .....</b>	<b>145</b>
<b>4. Nadzorni elementi in nastavitve pripomočka .....</b>	<b>145</b>
<b>5. Spoznajte pripomoček Silk'n FaceTite .....</b>	<b>146</b>
5.1 Vsebina pakiranja .....	146
5.2 Deli pripomočka .....	146
5.3 Opis pripomočka.....	147
5.4 Namenska uporaba .....	147
5.5 Branje in shranjevanje priročnika za uporabnika .....	148
<b>6. Silk'n FaceTite obdelave .....</b>	<b>148</b>
6.1 Predeli obdelave .....	148
6.2 Načrt obdelave .....	149
<b>7. Kaj lahko pričakujete od Silk'n FaceTite.....</b>	<b>150</b>
<b>8. Kako začeti .....</b>	<b>151</b>
8.1 Pred prvo uporabo .....	151
8.2 Koraki obdelave.....	151
<b>9. Čiščenje in vzdrževanje .....</b>	<b>153</b>
<b>10. Shranjevanje .....</b>	<b>153</b>
<b>11. Odpravljanje težav .....</b>	<b>154</b>
<b>12. Potrošni material .....</b>	<b>154</b>
<b>13. Služba za pomoč strankam .....</b>	<b>155</b>
<b>14. Garancija.....</b>	<b>155</b>
<b>15. Odstranjevanje.....</b>	<b>155</b>
<b>16. Tehnični podatki .....</b>	<b>156</b>
<b>17. Pravno obvestilo .....</b>	<b>157</b>

## 1. Opozorila in kontraindikacije

---



Izjava ali dogodek, ki nakazuje na možno ali grozečo nevarnost, težavo ali drugo neprijetno situacijo pri uporabi pripomočka.



### **Opozorila v zvezi z elektriko in varnostjo**

- Popravila sme izvajati le pooblaščen osebje. Ne poskušajte popravljati ali odpirati zapečatenih delov pripomočka. S tem se lahko izpostavite nevarnim sestavnim delom in se resno poškodujete. S tem izničite tudi garancijo.
- Pripomočka ali adapterja ne namestite tam, kjer lahko pade ali kjer se ga lahko povleče v kad, umivalnik, vodo ali druge tekočine. Pripomoček in adapter nista vodotesna.
- Ne segajte po pripomočku ali adapterju, če pade v vodo. Preden sežete po katerega od njih, ju najprej odklopite iz elektrike. Če pripomočka in/ali adapterja ne boste izključili, lahko pride do električnega udara!
- Adapterja nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno ali je bil potopljen v vodo. Če se to zgodi, adapter takoj izvlecite iz omrežja.

- Pripomoček se lahko uporablja samo s priloženim adapterjem.
- Ne uporabljajte, če delov ali opreme ni dobavil proizvajalec, kot je opredeljeno v priročniku, ali če je pripomoček kakor koli poškodovan, ne deluje pravilno ali če vidite ali zaznate dim. V tem primeru napravo prenehajte uporabljati in se obrnite na službo za stranke.
- Pripomočka in nobenega njegovega dela ne čistite v pomivalnem stroju.
- Otroci se ne smejo igrati s pripomočkom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.
- Otroci se ne smejo igrati z embalažo. Z embalažo se lahko poškodujejo ali zaužijejo majhne delčke in se zadušijo.
- Ne odlagajte z ostalimi gospodinjskimi odpadki! Po zakonu morate ta električni pripomoček (vključno z opremo in deli) odložiti na zbirnem mestu za izrabljene električne naprave.



## Kontraindikacije

Te naprave in vseh njenih delov ne smejo uporabljati naslednje osebe: otroci, stari manj kot 18 let, odrasle osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo izkušenj ali znanja za varno uporabo pripomočka in osebe, ki ne razumejo tveganj, ki so povezana z uporabo.

### Ne uporabljajte, če:

- imate srčni spodbujevalnik, notranji defibrilator ali drug aktiven električni vsadek kjer koli v telesu.
- če imate endokrine motnje, ki niso ustrezno obvladovane, na primer sladkorno bolezen ali bolezen ščitnice.
- če imate nenormalno stanje kože zaradi sladkorne bolezni, sistemskih ali drugih metaboličnih bolezni.
- imate v anamnezi ali trenutno raka ali premaligna znamenja.
- ste bili na predelu obdelave operirani v 3 mesecih pred obdelavo.
- imate epilepsijo.



- imate bolezen, povezano s preobčutljivostjo na svetlobo, kot so na primer porfirija, polimorfna svetlobna erupcija, sončna urtikarija ali lupus (kožna tuberkuloza) itd.
- ste noseči ali dojite.

### **Ne uporabljajte na predelih, kjer:**






- imate stalne vsadke, kot so kovinske ploščice in vijaki, silikonski vsadki ali injicirana polnilna sredstva ali toksine.
- imate aktivne ekceme, luskavico, poškodbe, odprte rane, odprte okužbe (izpuščaje) ali nenormalna stanja kože, ki jih povzročajo sistemske ali presnovne bolezni (na primer sladkorna bolezen).
- je koža prizadeta ali poškodovana.
- ste kožo pred nedavnim izpostavili soncu brez zaščite (počakajte 1 dan); za porjavelo ali ožgano kožo počakajte 3 dni.

### **Posvetujte se z zdravnikom, če:**

- imate kuperozo ali rosaceo.
- imate v anamnezi bolezen, ki jo toplota spodbuja, na primer ponavljajoči herpes simplex na področju obdelave. V tem primeru lahko zdravljenje izvajate samo s profilaktičnim režimom.

- ⦿ ste v zadnjih 3 mesecih bili obsevani ali ste prejeli kemoterapijo ali imate kožne predele z malignostmi.
- ⦿ ste v 3 mesecih pred obdelavo uporabljali steroide.
- ⦿ če ste v zadnjih 6 mesecih na svoji koži uporabljali zdravila, ki jih je predpisal zdravnik.
- ⦿ če imate katero koli drugi stanje, zaradi katerega po mnenju vašega zdravnika ali dermatologa obdelava ne bi bila varna.

## 2. Znaki in simboli

	Pomembne informacije o uporabi in vzdrževanju naprave.
	Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv EU.
	Razred II. Adapter je zaščiten pred električnim udarom s pomočjo dvojne izolacije.
IP32	Pripomoček je zaščiten pred vdorom predmetov, na primer prstov, in pred vodnimi kapljami.
	Pripomočka ne uporabljajte v bližini kadi, prh, umivalnikov in drugih vsebnikov, ki vsebujejo vodo.
	Naprave ne zavržite med gospodinjske odpadke. Zavržite v skladu z državnimi zakoni in pomagajte zaščititi okolje. V skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi.

### 3. Varnostne lastnosti

---



Varnostne lastnosti Silk'n FaceTite ščitijo vašo kožo pred pregrevanjem in imajo naslednje varnostne lastnosti:

- **Toplotni senzor in stabilizator toplote:** Meri temperaturo kože, stabilizira toplotno energijo in prepreči pregrete. Ko temperatura kože doseže 42°C – 43°C, stabilizator samodejno preneha oddajati toploto, dokler se temperatura kože ne ohladi dovolj, da lahko stabilizator ponovno začne ogrevati.
- **Senzor gibanja:** Silk'n FaceTite oddaja RF toploto le, ko pripomoček premikate po koži. Če pripomoček predolgo zadržujete na enem delu obraza, bo samodejno prenehal oddajati toploto. To je varnostni pripomoček.

### 4. Nadzorni elementi in nastavitve pripomočka

---

Gumb	Delovanje	Funkcija/Način
Ni primerno	Pripomoček je povezan na napajanje z električno energijo prek <b>adapterja</b> (#6).	Način pripravljenosti  Vseh 5 <b>lučk za raven energije</b> (#3) stalno kroži.

Gumb	Delovanje	Funkcija/Način
<p>Nadzorni gumb (#4)</p> 	Pritisnite x 1	Raven energije 1 – 1 lučka sveti
	Pritisnite x 2	Raven energije 2 – 2 lučki svetita
	Pritisnite x 3	Raven energije 3 – 3 lučke svetijo
	Pritisnite x 4	Raven energije 4 – 4 lučke svetijo
	Pritisnite x 5	Raven energije 5 – 5 lučke svetijo
	Pritisnite x 6	Vrnitev na raven 1
	Dolgo pritiskajte	Vrnitev v način pripravljenosti
<p>Indikatorske lučke za raven energije (#3)</p> 	Samodejno se vklopijo, da prikažejo izbrano raven energije.	Za vsako raven energije je ena lučka. Raven 1 je najnižja stopnja energije, raven 5 pa je najvišja stopnja energije.

## 5. Spoznajte pripomoček Silk'n FaceTite

### 5.1 Vsebina pakiranja

- Silk'n FaceTite pripomoček
- Adapter
- Silk'n Slider Gel
- Škatla za shranjevanje
- Priročnik za uporabnika
- Garancijska kartica

### 5.2 Deli pripomočka

Pripomoček ima **obdelovalno površino** (#1), **elektrode** (#2) in **nadzorni gumb** (#4), ki ga obkrožajo **indikatorske lučke za raven energije** (#3).

Za ogled lokacije posameznih funkcij naprave si oglejte ilustracijo na strani (i) tega priročnika.

- Obdelovalna površina (#1)
- 3 elektrode (#2)
- 5 indikatorskih lučk za raven energije (#3)
- Nadzorni gumb (#4)
- Vtičnica za pripomoček (#5)
- Adapter s kablom (#6)

### **5.3 Opis pripomočka**

Silk'n FaceTite To je pripomoček za obdelavo obraza proti staranju, ki deluje na podlagi tehnologije HT™. Ta tehnologija kombinira tri vrste energije: Infrardečo (IR) toplotno energijo, ki vpliva na zgornjo plast kože in izboljša kožno teksturo, energijo LED-lučke, ki doseže dermis za pomlajevanje in obnovo kolagena, in bipolarno radiofrekvenčno (RF) energijo, ki prodira globoko v podkožno maščobo za globoko napenjanje tkiva in zmanjševanje gub.

### **5.4 Namenska uporaba**

Silk'n FaceTite se uporablja se za izboljšanje teksture kože, napenjanje kože, obnovo kolagena in zmanjševanje gub.

Pripomoček je samo za lastno uporabo. Namenjen je za zasebno gospodinjstvo uporabo in ni primeren za obrtne namene. Pripomoček uporabljajte samo, kot je opisano v priročniku za uporabnika. Vsaka drugačna uporaba je neprimerna in lahko povzroči gmotno ali telesno škodo.

Izdelovalec ali prodajalec nista odgovorna za škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne ali neustrezne uporabe. Za več informacij obiščite našo spletno stran [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 5.5 Branje in shranjevanje priročnika za uporabnika

Ta priročnik za uporabnika temelji na standardih in veljavnih pravilih v Evropski uniji. V tujini morate upoštevati tudi smernice in zakone, ki veljajo v tisti državi.


Pred prvo uporabo ta priročnik za uporabnika preberite v celoti, nato pa ga shranite za prihodnjo uporabo. Priporočano, da si pred obdelavo ponovno ogledate navodila.

## 6. Silk'n FaceTite obdelave

---

### 6.1 Predeli obdelave

Za obraz in vrat je 6 predelov obdelave.




Predeli obdelave	Namen
Čelo, brez obrvi	Napenjanje kože
Levo lice, vključno s predelom poleg očesa in pod njim	Obdelava drobnih gubic in izgradnja volumna
Desno lice, vključno s predelom poleg očesa in pod njim	
Zgornja ustnica, vključno z nazolabialno gubo	Napenjanje in odstranjevanje gub
Brada, vključno s čeljustnim delom	Napenjanje in V-oblikovanje
Vrat	Glajenje kože

## 6.2 Načrt obdelave

Vsak predel posebej obdelujte 15 minut. V eni seji lahko obdelujete toliko predelov, kot želite.

Za najboljšo učinkovitost priporočamo naslednje:

- Prepričajte se, da je na **obdelovalni površini** (#1) med obdelavo vedno dovolj gela.
- Pripomočka ne puščajte na koži na enem mestu. Pripomoček premikajte, da pokrijete vso obdelovalno površino. S tem preprečite pregrevanje obdelovalne površine in zmanjšate možnost neželenih učinkov.
- Zagotovite, da so 3 **elektrode** (#2) vedno v polnem stiku s kožo.
- Če vam je zaradi ravni energije neprijetno, jo zmanjšajte na raven, pri kateri se še počutite prijetno.
- Raven energije spreminjajte le, če **obdelovalna površina** (#1) **ni** v stiku s kožo.
- Vsak predel obdelujte vsaj 10 minut z ravnijo energije 5.



- Pripomoček uporabljajte 10 tednov po 2 seji na teden. Vidne rezultate boste videli po 5 tednih/10 obdelavah.



- Nato za ohranjanje rezultatov, ponovite sejo na 2 tedna.

## 7. Kaj lahko pričakujete od Silk'n FaceTite

Če informacije upoštevate v celoti in ste pozorni na vsa opozorila in kontraindikacije, zapleti in neželeni učinki niso pogosti. Vendar vsi kozmetični postopki, tudi tisti, ki so zasnovani za domačo uporabo, vključujejo določeno stopnjo tveganja. Zato je pomembno, da razumete in sprejmete tveganja in zaplete, ki se lahko pojavijo.

- Pretiran edem (oteklina) in eritem (rdečina) sta redki reakciji na obdelavo, ki v večini primerov izgineta v nekaj dneh. Če se pojavijo ti znaki, takoj uporabite vlažno hladno krpo in predel vsaj 10 minut hladite, nato pa nanesite kremo proti opeklinam.



- V redkih primerih lahko uporabnik doživi razširjenje površinskih krvnih kapilar. To lahko povzroči začasno nekajdnevno rdečino. Nekatero kapilare se lahko pojavijo tudi kot rdeče pike, kar se sčasoma zmanjša. Če se pojavijo ti znaki, priporočamo, da začnete predel takoj hladiti s hladno vodo.
- V primeru trdovratnih simptomov, vključno z bolečino, rdečino kože, oteklino ali pekočim občutkom se obrnite na zdravnika.

## 8. Kako začeti

---

### 8.1 Pred prvo uporabo

- Pripomoček vzemite iz pakiranja in preverite, da so priloženi vsi deli.
- Če kateri od delov manjka ali je poškodovan, se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Pred prvo uporabo odstranite zaščitni film, ki prekriva elektrode.

### 8.2 Koraki obdelave

1. Napravo in druge komponente vzemite iz škatle.
2. Z **obdelovalne površine** (#1) odstranite zaščitni film.
3. Kabel **adapterja** (#6) vtaknite v **vtičnico pripomočka** (#5). Nato **adapter** (#6) povežite z električnim napajanjem. Vseh 5 **lučk za raven energije** (#3) stalno kroži. Pripomoček je sedaj v načinu pripravljenosti.
4. Preden začnete, mora biti vaša koža čista in suha; odstranite tudi ves nakit.

5. Pritisnite **nadzorni gumb** (#4). Pripomoček se samodejno zažene na ravni energije 1, vklopi se **indikatorska lučka za raven energije** (#3).
6. Na **obdelovalno površino** (#1) nanesite majhno količino Silk'n Slider Gel.



Silk'n Slider Gel (ali drugi brezbarven gel na vodni osnovi) olajša drsenje **obdelovalne površine** (#1) čez kožo in omogoča prevodnost. **Za varno in učinkovito obdelavo na začetku vedno nanesite Silk'n Slider Gel in ga nanesite več, če je potrebno.**

7. Z ravni energije 1 pripomoček namestite na predel, ki ga želite obdelati. Zagotovite, da je v polnem stiku s kožo. Čutili boste blago toploto.
8. Pripomoček nežno z linearnimi masažnimi gibi premikajte po predelu, ki ga obdelujete. Napredujte počasi in skrbno. Pripomoček premikajte in zagotovite, da so 3 **elektrode** (#2) v dobrem stiku s predelom, ki ga obdelujete.
9. Postopoma povečujte raven energije s pritiskom na **nadzorni gumb** (#4). Najboljše rezultate boste dosegli z največjo stopnjo energije, vendar je pomembno, da nastavite stopnjo energije, pri kateri vam je najlagodnejše.
10. S stalnim premikanjem pripomočka predel obdelujte skupaj najmanj 15 minut. S povečevanjem ravni energije boste začutili povečanje temperature na koži. Med obdelavo bo koža nekoliko pordela. Ne skrbite; to je normalno.



Če začutite nelagodje, takoj prenehajte.

11. Po obdelavi pritisnite **nadzorni gumb** (#4), da pripomoček prestavite v način pripravljenosti.

12. S kože odstranite preostanek Silk'n Slider Gel, nato pa kožo splaknite z mlačno vodo. Kožo osušite z brisačo in nanjo nanesite kremo za obraz, da jo pomirite in navlažite.

## 9. Čiščenje in vzdrževanje

---

Pripomoček po vsaki obdelavi očistite Silk'n FaceTite.



Naprave ali njenih delov nikoli na potaplajte v vodo.

- Pripomoček dajte v način pripravljenosti, nato ga povlecite iz vtičnice.
- Uporabite vpojen papir (na primer toaletni papir ali robčke), da ostanke gela odstranite z **obdelovalne površine** (#1). Preverite, ali ste odstranili ves gel, da preprečite strditev gela na pripomočku ali njegovo poškodovanje.
- Pripomoček in **obdelovalno površino** (#1) očistite s čisto vlažno krpo. Uporabljate lahko čistilne tekočine z največ 70 % alkohola, nikoli pa ne uporabljajte acetona ali drugih abrazivnih tekočin, ker bodo pripomoček poškodovale.
- Na koncu pripomoček in **obdelovalno površino** (#1) osušite s čisto in suho krpo.

## 10. Shranjevanje

---

Po čiščenju priporočamo, da pripomoček shranite v škatli za shranjevanje. Poskrbite, da bo pripomoček popolnoma suh, preden ga shranite.

## 11. Odpravljanje težav

---

Naprave ne skušajte odpreti ali popraviti. S tem se lahko izpostavite nevarnim električnim sestavnim delom in se resno poškodujete. Izničili boste tudi garancijo.

Težava	Pregledi
Pripomoček se ne vklopi.	Preverite, da je <b>adapter</b> (#6) pravilno povezan s pripomočkom, vklopljen v električno napajanje in da ste pritisnili <b>nadzorni gumb</b> (#4).
Ne čutim toplote od pripomočka, čeprav sem pritisnil/a <b>nadzorni gumbi</b> (#4).	Vročina se oddaja le, če je <b>obdelovalna površina</b> (#1) v polnem stiku s kožo in ste pred uporabo in med njo nanесли dovolj gela. To je varnostna lastnost. Gel je bistven za delovanje pripomočka.
Ena ali več lučk stalno utripa.	Pripomoček je deloval nepravilno. Pripomoček izklopite iz napajanja in jo ponovno zaženite. Če se težava nadaljuje, se obrnite na službo za pomoč strankam.
Pripomoček je prenehal delati in je v stanju pripravljenosti.	Ponovno pritisnite <b>nadzorni gumb</b> (#4), da pripomoček ponovno zaženete.

V primeru težav ali vprašanj se obrnite na službo za pomoč strankam.

## 12. Potrošni material

---

Silk'n Slider Gel lahko kupite na naši spletni strani: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 13. Služba za pomoč strankam

---

Za več informacij obiščite našo spletno stran [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Ta priročnik je na voljo tudi v obliki PDF, ki jo lahko prenesete s spletne strani. Obrnite se na službo za pomoč strankam podjetja Silk'n, da poročate o nepričakovanem načinu delovanja ali dogodkih oziroma drugih težavah z napravo. Naši podatki za stik so:

Država	Številka servisa	E-pošta
Belgija	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francija	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Nemčija	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italija		servizioclientiit@silkn.eu
Nizozemska	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španija	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Združeno Kraljestvo	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Druge države	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

## 14. Garancija

---

Glejte ločeno garancijsko knjižico za vse kontaktne informacije službe za pomoč strankam.

## 15. Odstranjevanje

---

**Pakiranje:** Embalažo zavržite glede na uporabljen material. Škatlo in karton zavržite med odpadni papir in film odložite med materiale, ki jih je možno reciklirati.

**Pripomoček:** Ne odlagajte med gospodinjske odpadke! V skladu z Direktivo OEEO morate ta električni pripomoček (vključno z opremo in deli) odložiti na zbirnem mestu za izrabljene električne naprave. To zagotavlja profesionalno recikliranje pripomočka\* in preprečuje izpust škodljivih snovi v okolje. Zagotovite, da je pripomoček prazen, preden ga oddate na zbirno mesto.

\* Proizvodi z oznako Cd = kadmij, Hg = merkurij, Pb = svinec.

## 16. Tehnični podatki

Model		H2111 / H2112
Tehnologija		Home Tightening™ (HT™)
Valovna dolžina rdeče luči		620nm±20nm
Valovna dolžina		850nm±20nm
Radijska frekvenca		1 MHz ±30%; 12W maks.
Uporaba in varnost		Stabilizator toplote za preprečevanje pregrevanja kože
Teža sistema		125g
Temperatura	Delovni	10 do 35°C
	Shranjevanje	-40 do +70°C
Relativna vlaga	Delovni	30 do 75%rV
	Shranjevanje	10 do 90%rV
Atmosferski tlak	Delovni	700 do 1060hPa
	Shranjevanje	500 do 1060hPa
Modeli adapterja		KSA24A1200150HE
- Vhodna moč		100-240V; 50-60Hz; 0,5A
- Izhodna moč		12Vdc; 1,5A

## 17. Pravno obvestilo

---

Avtorske pravice 2019 © Home Skinovations Ltd. Vse pravice pridržane.

Podjetje Home Skinovations Ltd si pridržuje pravico do spreminjanja izdelkov ali specifikacij z namenom izboljšanja delovanja, zanesljivosti ali proizvodnosti. Informacije, ki jih je predložilo podjetje Home Skinovations Ltd, so bile v času izdaje točne in zanesljive. Vendar podjetje Home Skinovations Ltd ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo uporabo. Prav tako ne predstavljajo podelitve licence niti se licenca ne podeli na noben drug način v okviru katerega koli patenta ali patentnih pravic podjetja Home Skinovations Ltd. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati s kakršnimi koli sredstvi, elektronskimi ali mehanskimi, za noben namen, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Home Skinovations Ltd. Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Home Skinovations Ltd ima patente in tekoče vloge za patente, blagovne znamke, avtorske pravice ter druge pravice intelektualne lastnine, ki so predmet tega dokumenta. S predložitvijo tega dokumenta ne prejmete nobene licence do teh patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, razen kot je izrecno navedeno v kakršnem koli pisnem soglasju podjetja Home Skinovations Ltd. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Logotipa Silk'n in Silk'n sta registrirani blagovni znamki družbe Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

# Spis treści

<b>1. Ostrzeżenia i przeciwwskazania .....</b>	<b>159</b>
<b>2. Oznaczenia i symbole .....</b>	<b>164</b>
<b>3. Funkcje zabezpieczające .....</b>	<b>165</b>
<b>4. Przyciski i ustawienia urządzenia .....</b>	<b>165</b>
<b>5. Wstęp Silk'n FaceTite .....</b>	<b>166</b>
5.1 Zawartość opakowania .....	166
5.2 Części urządzenia .....	166
5.3 Opis urządzenia .....	167
5.4 Zastosowanie urządzenia .....	167
5.5 Korzystanie z instrukcji obsługi i przechowywanie jej .....	168
<b>6. Zabiegi przy użyciu urządzenia Silk'n FaceTite .....</b>	<b>169</b>
6.1 Miejsca poddawane zabiegom .....	169
6.2 Plan zabiegów .....	170
<b>7. Czego można spodziewać się podczas zabiegu z użyciem urządzenia Silk'n FaceTite? .....</b>	<b>171</b>
<b>8. Rozpoczynanie użytkowania .....</b>	<b>172</b>
8.1 Przed pierwszym użyciem .....	172
8.2 Etapy zabiegu .....	172
<b>9. Konserwacja i czyszczenie .....</b>	<b>174</b>
<b>10. Przechowywanie .....</b>	<b>175</b>
<b>11. Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>175</b>
<b>12. Materiały eksploatacyjne .....</b>	<b>176</b>
<b>13. Obsługa klienta .....</b>	<b>176</b>
<b>14. Gwarancja .....</b>	<b>177</b>
<b>15. Usuwanie .....</b>	<b>177</b>
<b>16. Dane techniczne .....</b>	<b>177</b>
<b>17. Nota prawna .....</b>	<b>178</b>



## 1. Ostrzeżenia i przeciwwskazania

---



Oświadczenie lub zdarzenie wskazujące na potencjalne lub nieuchronne zagrożenie, problem lub innego rodzaju nieprzyjemną sytuację podczas eksploatacji urządzenia.



### **Informacje na temat bezpieczeństwa i energii elektrycznej**

- Napraw dokonywać może wyłącznie upoważniony personel. Nie należy podejmować prób naprawienia urządzenia ani otworzenia części zaplombowanych. Można w ten sposób narazić się na kontakt z niebezpiecznymi podzespołami i spowodować poważne obrażenia. Spowoduje to także unieważnienie gwarancji.
- Nie umieszczać urządzenia ani zasilacza w miejscu, z którego mogłyby spaść albo zostać wciągnięte do wanny, zlewu, umywalki lub innego pojemnika z wodą, bądź dowolnym innym płynem. Urządzenie i zasilacz nie są wodoodporne.
- Jeżeli urządzenie lub zasilacz wpadnie do wody, nie wolno próbować go wyjąć. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i dopiero potem wyjąć stojak/ladowarkę bądź zasilacz z wody. Niewyjęcie wtyczki urządzenia i/lub zasilacza z gniazdka może doprowadzić do

porażenia prądem elektrycznym!

- ⦿ Nie wolno korzystać z zasilacza, którego kabel lub wtyczka są uszkodzone, które nie działają prawidłowo lub które zostały zanurzone w wodzie. Jeżeli do tego dojdzie, należy natychmiast wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka.
- ⦿ Urządzenia można używać wyłącznie z zasilaczem załączonym w zestawie.
- ⦿ Nie używać urządzenia, jeżeli którakolwiek z jego części lub akcesoriów nie została dostarczona przez producenta wskazanego w niniejszej instrukcji lub jeżeli urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie wydaje się działać prawidłowo bądź jeżeli w trakcie eksploatacji widać lub czuć dym. W takich wypadkach należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- ⦿ Nie należy myć urządzenia ani żadnej jego części w zmywarce do naczyń.
- ⦿ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.

- ⦿ Dzieciom nie wolno bawić się opakowaniem. Bawiąc się materiałami pakunkowymi, dzieci mogą zrobić sobie krzywdę, bądź też udławić się małymi elementami.
- ⦿ Nie wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi! Prawo nakłada na użytkownika obowiązek usunięcia niniejszego urządzenia elektrycznego (łącznie ze wszystkimi częściami i akcesoriami) poprzez oddanie go do wyznaczonego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych.



## **Przeciwwskazania**

Niniejsze urządzenie, w tym wszystkie jego elementy, nie może być wykorzystywane przez dzieci poniżej 18. roku życia, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy na temat bezpiecznego sposobu użytkowania urządzenia i osoby nie rozumiejące zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzenia.

## Urządzenia nie należy stosować w razie:

- ⊙ korzystania z rozrusznika serca, wewnętrznego defibrylatora lub wszelkiego innego typu czynnych implantów elektrycznych w dowolnej części ciała;
- ⊙ występowania niewłaściwie kontrolowanych zaburzeń układu dokrewnego, np. cukrzycy czy chorób tarczycy;
- ⊙ występowania odbiegających od normy stanów skórnych wywołanych cukrzycą lub chorobą ogólnoustrojową bądź innym schorzeniem metabolicznym;
- ⊙ występowania nowotworu w chwili obecnej lub w przeszłości lub też znamion o cechach przednowotworowych;
- ⊙ przejścia w miejscu poddawanych zabiegowi procedury chirurgicznej w ciągu 3 miesięcy przed zabiegiem;
- ⊙ występowania epilepsji;
- ⊙ chorób związanych z przewrażliwieniem na światło, takich jak porfiria, wielopostaciowe osutki świetlne, pokrzywka świetlną, lupus, itp.;
- ⊙ ciąży lub karmienia piersią.

## **Zabiegowi nie należy poddawać miejsc:**

- w których znajduje się stały implant, np. metalowe płytki lub śruby, implanty silikonowe, ani miejsc, do których wstrzyknięte zostały materiały wypełniające lub toksyny;
- dotkniętych atopowym zapaleniem skóry („czynną” egzemą), łuszczycą, zmianami skórными, otwartymi ranami lub otwartymi infekcjami (opryszczką) lub odbiegającymi od normy stanami skórными wywołanymi przez choroby ogólnoustrojowe lub metaboliczne (na przykład cukrzyce);
- w których skóra jest uszkodzona lub pokaleczona;
- które zostały niedawno narażone na działanie promieniowania słonecznego bez zastosowania odpowiedniej ochrony (odczekać 1 dzień); w przypadku skóry opalonej lub z oparzeniami słonecznymi odczekać 3 dni.





## **Skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania:**

- kuperozy lub trądziku różowatego;
- historii chorób wywoływanych ciepłem, np. nawracającej opryszczki w miejscu poddawany zabiegowi. W razie występowania takiej choroby zabieg można

wykonać wyłącznie po zastosowaniu leczenia profilaktycznego;

- otrzymywania w ciągu ostatnich 3 miesięcy radio- lub chemioterapii lub występowania zmian skórnych o charakterze potencjalnie nowotworowym;
- stosowania sterydów w ciągu 3 miesięcy przed zabiegiem;
- stosowania w ostatnich 6 miesiącach przepisanych przez lekarza leków na skórę;
- innych dolegliwości, w przypadku których wykonywanie zabiegów byłoby w opinii lekarza lub dermatologa ryzykowne.

## 2. Oznaczenia i symbole

	Ważne informacje na temat użytkowania lub konserwacji urządzenia.
	Produkty oznaczone tym znakiem spełniają wymogi dyrektyw UE.
	Klasa II. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenia w postaci podwójnej izolacji chroniące użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym.
IP32	Urządzenie jest zabezpieczone przed wnikaniem przedmiotów takich jak palce oraz przed kroplami wody.
	Nie używać urządzenia w pobliżu wanień, pryszniców, umywalk i innych pojemników zawierających wodę.



Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami i zasadami ochrony środowiska. Zgodnie z Dyrektywą WEEE.



### 3. Funkcje zabezpieczające

Silk'n FaceTite chroni skórę przed przegrzaniem i jest wyposażone w następujące funkcje zabezpieczające:

- **Czujnik temperatury i stabilizator termiczny:** Służą do mierzenia temperatury skóry i stabilizowania energii cieplnej oraz zapobiegają przegrzewaniu. Gdy temperatura skóry osiągnie 42°C-43°C, stabilizator automatycznie przestanie emitować ciepło do chwili, aż temperatura skóry obniży się w wystarczającym stopniu, aby stabilizator mógł znów zacząć grzać.
- **Czujnik ruchu:** Silk'n FaceTite emituje energię cieplną częstotliwości radiowej wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest przesuwane po skórze. Jeżeli urządzenie zostanie zatrzymane w jednej partii twarzy przez zbyt długi czas, automatycznie przestanie emitować ciepło. Jest to funkcja zapewniająca bezpieczeństwo.

### 4. Przyciski i ustawienia urządzenia

Przycisk	Działanie	Funkcja / tryb
Nie dot	Urządzenie jest podłączone do źródła prądu za pośrednictwem <b>zasilacza</b> (#6).	Tryb czuwania  Wszystkie pięć <b>wskaźników poziomu mocy</b> (#3) miga naprzemiennie przez cały czas.

Przycisk	Działanie	Funkcja / tryb
Przycisk sterujący (#4)  	Nacisnąć 1 raz	Poziom mocy 1 – zapalony jest 1 wskaźnik
	Nacisnąć 2 razy	Poziom mocy 2 – zapalone są 2 wskaźniki
	Nacisnąć 3 razy	Poziom mocy 3 – zapalone są 3 wskaźniki
	Nacisnąć 4 razy	Poziom mocy 4 – zapalone są 4 wskaźniki
	Nacisnąć 5 razy	Poziom mocy 5 – zapalonych jest 5 wskaźników
	Nacisnąć 6 razy	Powrót do poziomu 1
	Nacisnąć i przytrzymać	Powrót do trybu czuwania
Wskaźniki poziomu mocy (#3)  	Zapalają się automatycznie w celu wskazania wybranego poziomu mocy.	Każdemu poziomowi mocy odpowiada jeden wskaźnik świetlny. Poziom 1 to najniższy poziom mocy, a poziom 5 – najwyższy.

## 5. Wstęp Silk'n FaceTite

### 5.1 Zawartość opakowania

- Urządzenie Silk'n FaceTite
- Zasilacz
- Silk'n Slider Gel
- Etui do przechowywania
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

### 5.2 Części urządzenia

Urządzenie wyposażone jest w **okienko świetlne** (#1), **elektrody** (#2) oraz **przycisk sterujący** (#4) z otaczającymi go **wskaźnikami poziomu mocy** (#3).



Umiejscowienie każdego z elementów urządzenia pokazano na rysunku na stronie (i) na okładce niniejszej instrukcji obsługi.

- Okienko świetlne (#1)
- Trzy elektrody (#2)
- Pięć wskaźników poziomu mocy (#3)
- Przycisk sterujący (#4)
- Gniazdo urządzenia (#5)
- Zasilacz z kablem (#6)

### **5.3 Opis urządzenia**

Silk'n FaceTite to urządzenie do zabiegów przeciwstarzeniowych do twarzy, wykorzystujące technologię HT™. Technologia ta łączy w sobie trzy rodzaje energii: energię cieplną promieniowania podczerwonego (IR), która oddziałuje na górną warstwę skóry i poprawia jej strukturę; energię światła LED, która sięga skóry właściwej i ma efekt odmładzający i odbudowujący kolagen; oraz energię bipolarnej częstotliwości radiowej (RF), która przenika głęboko do podskórnej tkanki tłuszczowej w celu poprawiania jędrności tkanek głębokich i wygładzania zmarszczek.

### **5.4 Zastosowanie urządzenia**

Urządzenie Silk'n FaceTite jest przeznaczone do poprawiania struktury skóry, zwiększania jej jędrności, odbudowy kolagenu i wygładzania zmarszczek.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do samodzielnych zabiegów. Służy wyłącznie do użytku prywatnego w domu i nie jest odpowiednie do celów komercyjnych. Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie inne sposoby eksploatacji uważane są za niewłaściwe i mogą skutkować uszkodzeniem mienia lub obrażeniami ciała.

Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i obrażenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem [www.silkkn.eu](http://www.silkkn.eu).

## **5.5 Korzystanie z instrukcji obsługi i przechowywanie jej**


Niniejsza instrukcja obsługi opracowana została w oparciu o normy i przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. Przebywając za granicą, należy stosować się także do wytycznych i przepisów obowiązujących w danym kraju.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszły użytek. Przed każdym użyciem zalecamy przypomnienie sobie zawartych w niej informacji.

## 6. Zabiegi przy użyciu urządzenia Silk'n FaceTite

### 6.1 Miejsca poddawane zabiegom

Zabiegi można wykonywać na sześciu obszarach twarzy i szyi.




Miejsce poddawane zabiegowi	Cel
Czoło, wyłączając brwi	Ujędrnianie skóry
Lewy policzek, w tym okolice oka i partie pod okiem	Wygładzanie drobnych zmarszczek i zwiększanie objętości
Prawy policzek, w tym okolice oka i partie pod okiem	
Górna warga, w tym fałda nosowo-wargowa	Ujędrnianie i eliminacja zmarszczek
Broda, w tym linia szczęki	Ujędrnianie i konturowanie
Szyja	Wygładzanie skóry

## 6.2 Plan zabiegów


Każdą partię ciała poddawać zabiegowi osobno przez 15 minut. Podczas jednej sesji zabiegowi można poddać dowolną liczbę obszarów.

Aby uzyskać maksymalną skuteczność, zalecamy stosowanie się do następujących wskazówek:

- Podczas zabiegu na **okienku świetlnym** (#1) musi przez cały czas znajdować się wystarczająca ilość żelu.
- Nie pozostawiać urządzenia w jednym miejscu na skórze. Przez cały czas przesuwać urządzenie, obejmując całe miejsce poddawane zabiegowi. Pozwoli to zapobiec przegrzewaniu miejsca poddawanego zabiegowi i zmniejszyć ryzyko wystąpienia ewentualnych działań niepożądanych.
- Należy pamiętać, że trzy **elektrody** (#2) muszą przez cały czas całkowicie przylegać do skóry.
- Jeżeli zabieg na danym poziomie mocy powoduje dyskomfort, należy zmniejszyć poziom mocy do poziomu, który umożliwi komfortowe użycie urządzenia.
- Poziom mocy można zmieniać wyłącznie wtedy, gdy **okienko świetlne** (#1) **nie** jest przyłożone do skóry.
- Każdy obszar poddawać zabiegowi przez co najmniej 10 minut na poziomie mocy 5.



- Zabiegi wykonywać dwa razy w tygodniu przez 10 tygodni. Efekty zaczynają być widoczne po 5 tygodniach/10 zabiegach.



- Po tym okresie zabieg wykonywać raz na dwa tygodnie, aby utrzymać efekty.

## 7. Czego można spodziewać się podczas zabiegu z użyciem urządzenia Silk'n FaceTite?

Przy starannym stosowaniu się do wszystkich instrukcji, ostrzeżeń i przeciwwskazań skutki uboczne występują rzadko. Niemniej, każdy zabieg kosmetyczny, nawet przeznaczony do wykonywania w domu, niesie ze sobą jakieś ryzyko. Z tego względu ważne jest rozumienie i akceptowanie zagrożeń i powikłań, do jakich może dojść.

- Do rzadkich reakcji na zabieg należą nadmierny obrzęk (opuchnięcie) i rumień (zaczerwienienie) skóry, które – w większości wypadków – ustępują w ciągu kilku dni. Jeżeli takie objawy się pojawią, należy natychmiast schłodzić dotknięty obszar zwilżoną szmatką, kontynuując chłodzenie przez co najmniej 10 minut, a następnie zastosować krem przeciw oparzeniom.

- W rzadkich wypadkach podczas zabiegu może dojść do rozszerzenia powierzchniowych naczynek krwionośnych. Może to powodować utrzymujące się przez kilka dni zaczerwienienie. W okolicy niektórych z tych naczynek mogą pojawić się czerwone plamki, które także po pewnym czasie znikną. Jeżeli takie objawy się pojawią, zalecamy natychmiastowe schłodzenie dotkniętego obszaru zimną wodą.
- ❗ W razie wystąpienia wszelkich uporczywie utrzymujących się objawów, w tym bólu, zaczerwienienia skóry, obrzęku lub uczucia pieczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

## 8. Rozpoczynanie użytkowania

---

### 8.1 Przed pierwszym użyciem

- Wyjąć urządzenie z opakowania i sprawdzić, czy załączone zostały wszystkie części.
- Jeżeli któregośkolwiek elementu brakuje lub wydaje się być uszkodzony, skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Przed pierwszym użyciem zdjąć folię ochronną pokrywającą elektrody.

### 8.2 Etapy zabiegu

1. Wyjąć urządzenie i pozostałe elementy z opakowania.
2. Usunąć folię ochronną z **okienka świetlnego** (#1).
3. Wtyczkę kabla **zasilacza** (#6) podłączyć do **gniazda urządzenia** (#5). Następnie podłączyć **zasilacz** (#6) do źródła zasilania. Wszystkie pięć **wskaźników poziomu mocy** (#3) będzie się świecić nieprzerwanie. Urządzenie będzie znajdować się teraz w trybie czuwania.

4. Przed rozpoczęciem zabiegu sprawdzić, czy skóra jest czysta i sucha i zdjąć wszelkie elementy biżuterii.
5. Nacisnąć **przycisk sterujący** (#4). Urządzenie automatycznie uruchamia się na poziomie mocy 1 – zapala się wtedy jeden **wskaźnik poziomu mocy** (#3).
6. Na **okienko świetlne** (#1) nanieść niewielką ilość Silk'n Slider Gel.



Silk'n Slider Gel (lub dowolny inny przezroczysty żel na bazie wody) ułatwia płynne przesuwanie się **okienka świetlnego** (#1) po skórze i zapewnia przewodność. **Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność działania, zabieg należy zawsze zaczynać od nałożenia Silk'n Slider Gel i w razie potrzeby w trakcie zabiegu nakładać więcej.**

7. Po włączeniu poziomu mocy 1 umieścić urządzenie na partii, która ma zostać poddana zabiegowi i sprawdzić, czy całkowicie przylega ono do skóry. Towarzyszy temu nieznaczne uczucie ciepła.
8. Delikatnie przesuwać urządzenie masującymi ruchami liniowymi po całym obszarze poddawany zabiegowi. Pracować powoli i ostrożnie. Podczas zabiegu nie przestawać przesuwać urządzenia i dbać, by trzy **elektrody** (#2) przez cały czas dobrze przylegały do skóry.
9. Stopniowo zwiększać poziom mocy, naciskając **przycisk sterujący** (#4). Najlepsze efekty daje użycie najwyższego poziomu mocy, ale ważne jest, aby ustawiać taki poziom mocy, na którym odczuwany jest najwyższy komfort.
10. Skórę poddawać zabiegowi przez co najmniej 15 minut, przez cały czas poruszając urządzeniem. Podczas zwiększania poziomu mocy odczuwalny będzie wzrost temperatury skóry. Podczas zabiegu skóra nieco się zaczerwieni. Nie należy się martwić, jest to zjawisko normalne.



W razie odczuwania dyskomfortu natychmiast przerwać zabieg.

11. Po zakończeniu zabiegu nacisnąć i przytrzymać **przycisk sterujący** (#4), aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.
12. Usunąć wszelkie pozostałości Silk'n Slider Gel ze skóry, a następnie spłukać skórę letnią wodą. Osuszyć ręcznikiem i nałożyć krem do twarzy, aby ukoić i nawilżyć skórę.

## 9. Konserwacja i czyszczenie

---

Po każdym zabiegu wyczyścić urządzenie Silk'n FaceTite.



Nigdy nie zanurzać urządzenia ani żadnych jego części w wodzie.

- Włączyć tryb czuwania, a następnie odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Za pomocą chłonnego papieru (np. toaletowego lub chusteczki higienicznej) usunąć pozostałości żelu z **okienka świetlnego** (#1). Należy pamiętać o tym, by usunąć cały żel, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia lub zestalenia się resztek żelu.
- Za pomocą czystej, wilgotnej szmatki wyczyścić urządzenie i **okienko świetlne** (#1). Do czyszczenia można używać płynów do czyszczenia o zawartości alkoholu wynoszącej maksymalnie 70%, ale nigdy nie stosować acetonu ani innych płynów zawierających środki ściernie, ponieważ uszkodzą one urządzenie.
- Na zakończenie wytrzeć urządzenie i **okienko świetlne** (#1) do sucha czystą, suchą szmatką.



## 10. Przechowywanie

Po czyszczeniu zalecamy przechowywanie urządzenia w etui do przechowywania. Przed odłożeniem do przechowania upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.

## 11. Rozwiązywanie problemów

Urządzenia nie należy demontować; nie należy też dokonywać prób samodzielnego jego naprawienia. Można w ten sposób narazić się na kontakt z niebezpiecznymi komponentami elektrycznymi i doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała. Spowoduje to także unieważnienie gwarancji.

Problem	Sprawdzić
Urządzenie nie włącza się.	Sprawdzić, czy <b>zasilacz</b> (#6) został prawidłowo podłączony do urządzenia, czy zasilacz jest podłączony do źródła zasilania oraz czy został wciśnięty <b>przycisk sterujący</b> (#4).
Nie czuję żadnego ciepła emitowanego przez urządzenie, mimo że nacisnęłam <b>przycisk sterujący</b> (#4).	Ciepło jest emitowane tylko wówczas, gdy <b>okienko świetlne</b> (#1) w pełni przylega do skóry i gdy przed zabiegiem oraz w trakcie zabiegu nałożona została wystarczająca ilość żelu. Jest to funkcja zapewniająca bezpieczeństwo. Żel jest niezbędny do tego, by urządzenie mogło działać.
Nieprzerwanie miga jedna lub więcej diod.	Urządzenie ma awarię. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i ponownie je uruchomić. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktować się z działem obsługi klienta.

Problem	Sprawdzić
Urządzenie przestało pracować i przeszło do trybu czuwania.	Nacisnąć <b>przycisk sterujący</b> (#4) jeszcze raz, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Odpowiedzi na pytania i pomocy w razie problemów udziela dział obsługi klienta.

## 12. Materiały eksploatacyjne

Silk'n Slider Gel można nabyć w naszej witrynie internetowej: [www.silkkn.eu](http://www.silkkn.eu).

## 13. Obsługa klienta

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem [www.silkkn.eu](http://www.silkkn.eu). Instrukcję można również pobrać z naszej witryny internetowej w formacie PDF. Informacje na temat nieoczekiwanego działania urządzenia lub niespodziewanych zdarzeń oraz wszelkich problemów z urządzeniem prosimy przekazywać działowi obsługi klienta marki Silk'n.

Nasze dane teled adresowe:

Kraj	Numer do serwisu	E-mail
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkkn.eu
Francja	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkkn.eu
Niemcy	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkkn.eu
Włochy		servizioclientiit@silkkn.eu
Holandia	0900-2502217	klantenservicenl@silkkn.eu
Hiszpania	900 823 302	servicioalcliente@silkkn.eu
Wielka Brytania	0906-2130009	customercareuk@silkkn.eu
Pozostałe kraje	+31 (0)180-330 550	info@silkkn.eu

## 14. Gwarancja

Pełne informacje znajdują się w osobnej broszurce pt. Gwarancja na produkt.

## 15. Usuwanie

**Opakowanie:** Opakowanie należy usuwać po podzieleniu go na materiały jednego typu. Karton i tekturę oddawać do utylizacji razem z odpadami papierowymi, a folię razem z odpadami plastikowymi.

**Urządzenie:** Nie usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego! Dyrektywa WEEE nakłada na użytkownika obowiązek usunięcia niniejszego urządzenia elektrycznego (łącznie ze wszystkimi częściami i akcesoriami) poprzez oddanie go do wyznaczonego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych. Pozwala to zadbać, by urządzenie zostało poddane utylizacji we właściwy sposób przez specjalistyczne przedsiębiorstwo i pomaga zapobiegać\* przedostawaniu się szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Do utylizacji należy oddawać urządzenie w pełni wyładowane.

\* Produkty oznaczone symbolem „Cd” = kadm, „Hg” = rtęć, „Pb” = ołów.

## 16. Dane techniczne

Model	H2111 / H2112
Technologia	Home Tightening™ (HT™)
Długość fali światła czerwonego	620nm ± 20nm
Długość fali IR	850nm ± 20nm
Częstotliwość radiowa	1 MHz ± 30%; 12W maksymalnie
Obsługa i bezpieczeństwo stosowania	Stabilizator termiczny zapobiegający przegrzewaniu się skóry

Waga systemu		125g
Temperatura	Obsługa	Od 10 do 35°C
	Przechowywanie	-40 do +70°C
Wilgotność względna	Obsługa	30 do 75%rH
	Przechowywanie	10 do 90%rH
Ciśnienie atmosferyczne	Obsługa	700hPa do 1060hPa
	Przechowywanie	500hPa do 1060hPa
Model zasilacza		KSA24A1200150HE
- Napięcie wejściowe		100-240V; 50-60 Hz; 0,5A
- Napięcie wyjściowe		12 Vdc; 1,5A

## 17. Nota prawna

Copyright 2019 © Home Skinovations Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Home Skinovations Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach lub parametrach technicznych w celu poprawy ich wydajności, niezawodności lub sposobu wytwarzania. Informacje dostarczane przez firmę Home Skinovations Ltd są według najlepszej wiedzy firmy rzetelne i wiarygodne na chwilę ich publikacji. Niemniej jednak firma Home Skinovations Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji. Firma Home Skinovations Ltd nie przyznaje żadnych dorozumianych lub innych praw licencyjnych w zakresie swoich patentów ani praw patentowych. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani przekazywana w żadnej formie, elektronicznej ani mechanicznej, do żadnych celów bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Home Skinovations Ltd. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony producenta. Firma Home Skinovations Ltd jest właścicielem patentów, wniosków patentowych, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej dotyczących treści niniejszego dokumentu. Przekazanie użytkownikowi niniejszego dokumentu nie stanowi udzielenia mu żadnych licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, chyba że zostały one przekazane mu w sporządzonej na piśmie umowie z firmą Home Skinovations Ltd. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony producenta. Nazwa Silk'n oraz logo Silk'n to zastrzeżone znaki towarowe firmy Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

# Содержание

<b>1. Противопоказания и предупреждения .....</b>	<b>180</b>
<b>2. Обозначения и символы.....</b>	<b>185</b>
<b>3. Функции обеспечения безопасности .....</b>	<b>186</b>
<b>4. Управление устройством и настройки.....</b>	<b>186</b>
<b>5. Познакомьтесь с устройством Silk'n FaceTite .....</b>	<b>187</b>
5.1 Содержимое упаковки .....	187
5.2 Части устройства.....	188
5.3 Описание устройства .....	188
5.4 Назначение.....	188
5.5 Ознакомление с Руководством пользователя и его хранение .....	189
<b>6. Silk'n FaceTite – процедуры.....</b>	<b>190</b>
6.1 Зоны обработки .....	190
6.2 План процедур .....	191
<b>7. Познакомьтесь с устройством Silk'n FaceTite .....</b>	<b>192</b>
<b>8. Начало работы.....</b>	<b>193</b>
8.1 Перед первым использованием.....	193
8.2 Как проводить процедуру.....	193
<b>9. Очистка и обслуживание .....</b>	<b>195</b>
<b>10. Хранение .....</b>	<b>196</b>
<b>11. Выявление и устранение неполадок .....</b>	<b>196</b>
<b>12. Расходуемые материалы .....</b>	<b>197</b>
<b>13. Отдел обслуживания клиентов .....</b>	<b>197</b>
<b>14. Гарантия.....</b>	<b>198</b>
<b>15. Утилизация.....</b>	<b>198</b>
<b>16. Технические характеристики.....</b>	<b>199</b>
<b>17. Правовые положения.....</b>	<b>200</b>

## 1. Противопоказания и предупреждения

---



Утверждение или событие, указывающее на возможную или грозящую опасность, проблему или иную неприятную ситуацию при использовании устройства.



### **Предупреждения относительно электробезопасности и мер предосторожности**

- Чинить устройство разрешается только квалифицированному персоналу. Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить устройство. Этим вы можете подвергнуть себя опасному воздействию и нанести серьезный вред своему здоровью. Кроме того, это приведет к аннулированию гарантии.
- Не оставляйте устройство или адаптер там, где они могут упасть или съехать в ванную, раковину, воду или любую другую жидкость. Устройство и адаптер не являются водонепроницаемыми.
- Не пытайтесь достать устройство или адаптер, если они упали в воду. Прежде чем пытаться достать их, немедленно отключите их от сети. Если устройство и/или адаптер не отключить от сети, существует риск поражения электрическим током!

- Никогда не используйте адаптер, если у него повреждена кабель питания или вилка, если он не работает должным образом или был опущен в воду. В таком случае немедленно отключите адаптер.
- Устройство должно использоваться только с адаптером, который входит в комплект с устройством.
- Не используйте части и принадлежности других производителей, как указано в руководстве пользователя; не пользуйтесь устройством, если оно повреждено, неправильно функционирует, а также при появлении дыма или запаха дыма. В таких случаях прекратите использование устройства и обратитесь в отдел обслуживания клиентов.
- Не очищайте устройство или любые его части в посудомоечной машине.
- Не давайте устройство детям для игр. Очистка и техническое обслуживание устройства не должны осуществляться детьми.
- Не позволяйте детям играть с упаковкой устройства. Игра с упаковкой может привести к травмам, а проглатывание мелких деталей — к удушью.

- ⦿ Не утилизируйте устройство с бытовыми отходами! Утилизация устройства (включая все части и принадлежности) должна осуществляться в соответствии с нормативами по утилизации электроприборов в соответствующих пунктах сбора.



## **Противопоказания**

Это устройство (включая все его компоненты) не должно использоваться следующими категориями людей: детьми (младше 18 лет), взрослыми с ограниченными физическими, сенсорными или психологическими возможностями, людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний о том, как безопасно пользоваться данным устройством, а также лицами, не понимающими риски, связанные с использованием устройства.

### **Не используйте устройство, если:**

- ⦿ у вас установлен кардиостимулятор, внутренний дефибриллятор или иное активное электрическое устройство;



- плохо контролируемых расстройствах эндокринной системы, таких как диабет и нарушения функции щитовидной железы;
- атипичных состояниях кожи, вызванных диабетом, общими заболеваниями или нарушением обмена веществ;
- у вас имеется рак или предраковое состояние в настоящее время;
- в течение 3-х месяцев, предшествующих процедуре, на обрабатываемом участке у вас была какая-либо хирургическая операция;
- вы страдаете эпилепсией;
- вы страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, например порфирией, полиморфным фотодерматозом, солнечной крапивницей или волчанкой и др;
- вы беременны или кормите грудью.

### **Не используйте прибор на участках:**

- имеется постоянный имплантат, например, металлическая пластина с винтами, силиконовый имплантат или области, в которых проводилось введение наполнителей или токсинов;

RU

- на участках, пораженных экземой или псориазом, при повреждениях, открытых ранах, открытых инфицированных зонах (герпес) или на коже в атипичном состоянии, причиной которого стали общие заболевания или нарушения обмена веществ (например, диабет);
- где имеются травмы или повреждения кожи;
- недавно подвергавшихся воздействию солнечных лучей без защиты (выждите 1 день); в случае загара или солнечных ожогов выждите 3 дня.

**Проконсультируйтесь со своим врачом, если:**

- вы страдаете куперозом (розовыми угрями);
- Наличии в анамнезе заболеваний, которые обостряются под воздействием тепла, таких как рецидивирующий простой герпес в зоне обработки В таких случаях перед применением устройства необходимо провести профилактическое лечение;

- ⦿ вы проходили процедуры лучевой терапии и химиотерапии в течение последних 3-х месяцев или у вас имелись участки кожи с потенциальным злокачественным перерождением;
- ⦿ вы применяли стероиды в течение 3 месяцев, предшествующих процедуре;
- ⦿ В течение последних 6-ти месяцев принимали прописанные врачом препараты для кожи;
- ⦿ любых других состояниях, из-за которых использование устройства, по мнению врача или дерматолога, будет небезопасно.

## 2. Обозначения и символы

	Важная информация о пользовании устройством или уходе за ним.
	Продукты, отмеченные этим символом, отвечают требованиям директив ЕС.
	Класс II. Адаптер защищен от риска поражения электрическим током с помощью двойной изоляции.
IP32	Устройство защищено от проникновения объектов (например, пальцев) и капель воды.
	Не используйте устройство вблизи ванны, душевой кабины, бассейна и других емкостей, содержащих воду.



Не утилизируйте устройство с бытовыми отходами. Заботьтесь об окружающей среде: утилизируйте согласно законодательству своей страны. Соответствует Директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).



### 3. Функции обеспечения безопасности

Silk'n FaceTite защищает вашу кожу от перегрева и характеризуется следующими функциями обеспечения безопасности:

- **Датчик температуры и термостабилизатор:** измеряют температуру кожи, стабилизируют тепловую энергию и предотвращают перегрев. При повышении температуры кожи до 42°C - 43°C, стабилизатор автоматически прекратит излучение тепла, пока температура кожи не снизится настолько, что стабилизатор возобновит нагрев.
- **Датчик движения:** Silk'n FaceTite обеспечивает излучение РЧ энергию только в том случае, когда вы передвигаете устройство по поверхности кожи. Если устройство остается на одном и том же участке лица слишком долго, оно автоматически перестанет излучать тепловую энергию. Это сделано в целях безопасности.

### 4. Управление устройством и настройки

Кнопка	Действие	Функция / режим
н/п	Устройство подключается к источнику питания с помощью <b>адаптера</b> (#6).	Режим ожидания  Все 5 <b>световых индикаторов уровней энергии</b> (#3) загораются циклически.

Кнопка	Действие	Функция / режим
Кнопка управления (#4) 	1 нажатие	Загорается индикатор уровня энергии 1 - 1
	2 нажатия	Загорается индикатор уровня энергии 2 - 2
	3 нажатия	Загорается индикатор уровня энергии 3 - 3
	4 нажатия	Загорается индикатор уровня энергии 4 - 4
	5 нажатий	Загорается индикатор уровня энергии 5 - 5
	6 нажатий	Снова загорается индикатор уровня 1
	Долгое нажатие	Переходит в режим ожидания
Световые индикаторы запаса энергии (#3) 	Загорается автоматически для обозначения выбранного уровня энергии.	Каждому уровню энергии соответствует свой индикатор. Уровень 1 — это самый низкий уровень энергии, уровень 5 — самый высокий.

## 5. Познакомьтесь с устройством Silk'n FaceTite

### 5.1 Содержимое упаковки

- Устройство Silk'n FaceTite
- Футляр
- Адаптер
- Руководство пользователя
- Silk'n Slider Gel
- Гарантийный талон

## 5.2 Части устройства

Устройство имеет **рабочую поверхность** (#1), **электроды** (#2) и **кнопку управления** (#4), вокруг которой располагаются **световые индикаторы уровней энергии** (#3).

Чтобы увидеть расположение каждого элемента, обратитесь к иллюстрации на странице (i) в начале данного руководства.

- Рабочая поверхность (#1)
- 3 электрода (#2)
- 5 световых индикаторов уровня энергии (#3)
- Кнопка управления (#4)
- Разъем устройства (#5)
- Адаптер с кабелем (#6)

## 5.3 Описание устройства

Silk'n FaceTite — это устройство для омолаживающей обработки кожи лица, основанное на технологии НТ™. Эта технология сочетает три типа энергии: инфракрасную (ИК) тепловую энергию, которая воздействует на верхний слой кожи, улучшая ее текстуру, световую энергию светодиодов LED, которая достигает дермы, способствуя омоложению и регенерации коллагена, и биполярную радиочастотную (РЧ) энергию, проникающую глубоко в подкожный жировой слой, способствуя подтягиванию тканей и уменьшению морщин.

## 5.4 Назначение

Silk'n FaceTite предназначен для улучшения текстуры кожи, ее подтягивания, восстановления коллагена и уменьшения морщин.

Устройство предназначено только для использования в домашних условиях. Оно предназначено для использования в домашних условиях и непригодно для коммерческих целей. Устройство следует использовать только в соответствии с описанием, представленным в данном Руководстве пользователя. Любое другое использование считается несоответствующим и может привести к повреждению имущества или травмам.

Производитель или поставщик не несут ответственность за ущерб или травмы, возникшие в результате несоответствующего или неправильного использования. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## **5.5 Ознакомление с Руководством пользователя и его хранение**


Это Руководство пользователя основано на стандартах и нормативах, действующих в Европейском Союзе. Находясь за границей, вы должны также соблюдать нормативы и законы, принятые в данной стране.

Перед первым использованием устройства полностью прочтите Руководство пользователя и сохраните его для использования в будущем. Перед каждой процедурой мы рекомендуем повторно просматривать инструкции.

## 6. Silk'n FaceTite – процедуры

### 6.1 Зоны обработки

На лице и шее можно выделить 6 зон обработки.



Зона обработки	Цель
Лоб, за исключением бровей	Подтяжка кожи
Левая щека, включая область вблизи глаза и под ним	Обработка «гусиных лапок» и восполнение объема
Правая щека, включая область вблизи глаза и под ним	
Верхняя губа, включая носогубную складку	Подтяжка кожи и устранение морщин
Подбородок, включая линию челюсти	Придание упругости и корректировка овала лица
Шея	Разглаживание кожи




## 6.2 План процедур


Обрабатывайте каждую зону по очереди в течение 15 минут. За один сеанс можно обрабатывать любое число зон.

Для максимальной эффективности рекомендуем следующее:

- Во время процедуры постоянно следите за тем, чтобы на **рабочую поверхность** (#1) было нанесено достаточное количество геля.
- Не оставляйте устройство надолго в одном и том же месте на коже. Постоянно перемещайте устройство по поверхности обрабатываемого участка кожи. Это предотвратит перегрев обрабатываемой зоны и уменьшит вероятность любых нежелательных явлений.
- Следите за тем, чтобы 3 **электрода** (#2) постоянно находились в полном контакте с кожей.
- Если при использовании какого-либо уровня энергии вы ощущаете дискомфорт, сниьте уровень энергии до комфортного.
- Изменение уровня энергии следует производить только в том случае, когда **рабочая поверхность** (#1) **не** находится в контакте с кожей.
- Обрабатывайте каждую область не менее 10 минут при уровне энергии 5.



- Проводите по 2 сеанса обработки устройством в неделю на протяжении 10 недель. Видимые результаты появятся через 5 недель / после 10 сеансов.



- После этого повторяйте обработку раз в две недели для поддержания достигнутых результатов.

## 7. Познакомьтесь с устройством Silk'n FaceTite

Если четко следовать инструкциям и принимать во внимание все предупреждения и противопоказания, то осложнения и побочные эффекты случаются редко. Однако все косметические процедуры, в том числе те, которые можно проводить в домашних условиях, подразумевают некоторый риск. Поэтому важно знать о возможных рисках и осложнениях.

- Появление существенных отеков и водянки или эритемы (покраснение) – редко-встречающиеся реакции на процедуру, которая, как правило, проходит в течение нескольких дней. В случае появления этих признаков, немедленно наложите влажный, прохладный компресс выждите не менее 10 минут, чтобы охладить обработанную область и нанесите крем против ожогов.
- В редких случаях может наблюдаться расширение поверхностных капилляров. Это может привести к временному покраснению кожи на протяжении нескольких дней. Кроме того, расширенные капилляры могут привести к образованию красных точек, которые со временем также исчезнут. При появлении этих

симптомов рекомендуется немедленно охладить зону под холодной водой.

- i** Если вы испытываете какие-либо симптомы, которые не прекращаются, в т.ч. боль, покраснение кожи, ощущение припухлость или жжения, обратитесь к врачу.

## 8. Начало работы

---

### 8.1 Перед первым использованием

- Выньте устройство из упаковки и убедитесь, что имеются в наличии все части.
- Если какие-либо части отсутствуют или повреждены, обратитесь в бюро обслуживания клиентов.
- Перед первым использованием снимите с электродов защитную пленку.

### 8.2 Как проводить процедуру

1. Достаньте устройство и другие его компоненты из коробки.
2. Снимите защитную пленку с **рабочей поверхности** (#1).
3. Вставьте кабель **адаптера** (#6) в **гнездо устройства** (#5). Подсоедините **адаптер** (#6) к розетке электропитания. Все 5 **световых индикаторов уровней энергии** (#3) загораются циклически. Устройство переходит в режим ожидания.
4. Перед началом сеанса обработки, убедитесь, что ваша кожа чистая и сухая и что вы сняли все ювелирные украшения.

5. Нажмите **кнопку управления** (#4) Устройство автоматически начинает работу с уровня энергии 1; загорается один **световой индикатор уровня энергии** (#3).
6. Нанесите небольшое количество Silk'n Slider Gel на **рабочую поверхность** (#1).



Silk'n Slider Gel (или любой другой прозрачный гель на водной основе) облегчает перемещение **рабочей поверхности** (#1) по поверхности кожи и обеспечивает проводимость. **Для обеспечения без-опасной и эффективной процедуры, всегда начинайте с нанесения Silk'n Slider Gel, а при необходимости добавляйте дополнительную порцию геля.**

7. При уровне энергии 1 расположите устройство на участке кожи, который вы хотите обработать, и приведите его в полный контакт с кожей. Появится ощущение тепла.
8. Перемещайте устройство легкими движениями по коже, так, как если бы вы делали массаж. Выполняйте обработку медленно и тщательно. Перемещайте устройство, следя за тем, чтобы все 3 **электрода** (#2) оставались в плотном контакте с кожей.
9. Постепенно повышайте уровень энергии, нажимая **кнопку управления** (#4). Наилучшие результаты могут быть достигнуты при максимальном уровне энергии, однако важно, чтобы вы выбрали такой уровень энергии, который наиболее комфортен для вас.
10. Постоянно перемещая устройство, обрабатывайте участок кожи в течение 15 минут. По мере повышения уровня энергии вы почувствуете повышение температуры кожи. Во время процедуры кожа слегка краснеет. Не волнуйтесь; это нормально.



Если вы испытываете какой-либо дискомфорт, немедленно прекратите процедуру.

11. Завершив процедуру обработки, нажмите и придержите **кнопку управления** (#4), чтобы переключить устройство в режим ожидания.
12. Удалите с кожи остатки Silk'n Slider Gel и ополосните теплой водой. Осушите кожу полотенцем и нанесите крем для лица, чтобы успокоить и увлажнить кожу.

## 9. Очистка и обслуживание

---

Очищайте Silk'n FaceTite после каждой процедуры.



Ни в коем случае не погружайте устройство или его детали в воду.

- Переключите устройство в режим ожидания и отсоедините от розетки.
- С помощью абсорбирующей бумаги (например, туалетной или салфеток) удалите остаток геля с **рабочей поверхности** (#1). Необходимо удалить весь остаток геля, чтобы он не затвердел и не повредил устройство.
- Протрите устройство и **рабочую поверхность** (#1) чистой влажной салфеткой. Для чистки можно использовать жидкости с содержанием спирта до 70%, однако запрещается применять ацетон или другие едкие жидкости, поскольку они приведут к порче устройства.

- Наконец протрите устройство и **рабочую поверхность** (#1) чистой сухой салфеткой.

## 10. Хранение

После чистки мы рекомендуем хранить устройство в упаковке. Перед хранением убедитесь, что устройство абсолютно сухое.

## 11. Выявление и устранение неполадок

Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить устройство. Этим вы можете подвергнуть себя опасному воздействию электричества и нанести серьезный вред своему здоровью. Кроме того, это приведет к аннулированию гарантии.

Проблема	Проверка
Устройство не включается.	Убедитесь, что <b>адаптер</b> (#6) правильно подсоединен к устройству, что он включен в электрическую сеть и что вы нажали <b>кнопку управления</b> (#4).
Я не чувствую тепла, хотя на устройстве нажата <b>кнопка управления</b> (#4).	Тепло излучается только тогда, когда <b>рабочая поверхность</b> (#1) находится в полном контакте с кожей, а на кожу до и во время обработки нанесено достаточное количество геля. Это сделано в целях безопасности. Гель необходим для правильной работы устройства.
Один или более индикаторов постоянно мигают.	Устройство неисправно. Отключите устройство от электрической сети и включите снова. Если устранить проблему не удастся, обратитесь в службу обслуживания клиентов.

Проблема	Проверка
Устройство прекратило работу и перешло в режим ожидания.	Для перезагрузки устройства нажмите <b>кнопку управления</b> (#4) еще раз.

При появлении проблем или сомнений свяжитесь со службой обслуживания клиентов компании.

## 12. Расходуемые материалы

Заказать Silk'n Slider Gel можно на нашем веб-сайте [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 13. Отдел обслуживания клиентов

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Это руководство также можно загрузить в формате PDF с нашего сайта. Обратитесь в отдел обслуживания клиентов Silk'n, чтобы сообщить о неожиданных происшествиях или любой другой проблеме с устройством. Наша контактная информация:

Страна	Телефонные номера сервисных центров	Эл.почта
Бельгия	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Франция	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Германия	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Италия		servizioclientiit@silkn.eu
Нидерланды	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Испания	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Великобритания	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Другие страны	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

## 14. Гарантия

---

---

Полную информацию см. в гарантийном буклете.

## 15. Утилизация

---

---

**Упаковка:** упаковку следует утилизировать, разобрав ее на части по типу материалов. Картонную коробку следует сдать в макулатуру, а пленку – в пункт вторсырья, занимающийся рециклингом.

**Устройство:** не утилизируйте с бытовыми отходами! Утилизация устройства (включая все части и принадлежности) должна осуществляться в соответствии с нормативами по утилизации электроприборов WEEE в соответствующих пунктах сбора. Это обеспечит профессиональную утилизацию устройства и предотвратит попадание вредных веществ\* в окружающую среду. Перед утилизацией убедитесь, что устройство разряжено.

\* Продукты с маркировкой Cd – кадмий, Hg – ртуть, Pb – свинец.



## 16. Технические характеристики

Модель	H2111 / H2112	
Технология	Home Tightening™ (HT™)	
Длина волны красного света	620 нм ± 20нм	
Длина волны ИК	850 нм ± 20нм	
Радиочастота	1 МГц ± 30%; 12 Вт макс.	
Работа и безопасность	Термостабилизатор для предотвращения перегрева кожи	
Вес системы	125г	
Температура	Работа	От 10 до 35°C
	Хранение	От -40 до +70°C
Относительная влажность	Работа	От 30 до 75%
	Хранение	От 10 до 90%
Атмосферное давление	Работа	700–1060 гПа
	Хранение	500–1060 гПа
Модель адаптера	KSA24A1200150HE	
- Вход	100–240 В; 50–60 Гц; 0,5А	
- Выход	12 В пост. тока; 1,5А	

## 17. Правовые положения

---

© 2019 Home Skinovations Ltd. Все права сохранены.

Компания Home Skinovations Ltd оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию или спецификации с целью улучшения их характеристик, надежности или возможности изготовления. Предполагается, что информация, предоставленная компанией Home Skinovations Ltd, является точной и надежной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd не принимает на себя ответственность за использование этой информации. На патенты и патентные права компании Home Skinovations Ltd не предоставляется никаких прямых, косвенных или иных лицензий. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения компании Home Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без предупреждения. Компания Home Skinovations Ltd владеет патентами и заявками на патент, торговыми наименованиями, авторскими правами, а также иными правами интеллектуальной собственности, имеющими отношение к предмету данного документа. Предоставление данного документа не дает вам никаких лицензий на эти патенты, торговые наименования, авторские права или иные права интеллектуальной собственности, кроме явным образом предоставляемых компанией Home Skinovations Ltd в соответствии с письменным соглашением. Спецификации могут изменяться без предупреждения. Silk'n и логотип Silk'n являются зарегистрированными торговыми марками компании Home Skinovations Ltd. Тавор Билдинг, Шаар Йокнеам P.O.Boх 533, Йокнеам 2069206, ИЗРАИЛЬ.





PB108710C

HomeSkinovations™

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) • [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Invention Works B.V.

Donk 1b, 2991 LE Barendrecht

The Netherlands