

Silk'n®

LED EMS FACE MASK



FAC06



- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DE USUARIO
- IT MANUALE D'USO
- TR KULLANIM KILAVUZU
- PT MANUAL DO UTILIZADOR

- DA BRUGERMANUAL
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- LT VARTOTOJO VADOVAS
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO



Legal notice

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silk'n Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silk'n Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Table of contents

I	Package contents/device parts _____	5
2	General information _____	5
2.1	Reading and storing the user manual _____	5
2.2	Explanation of symbols _____	5
3	Safety _____	6
3.1	Proper use _____	6
3.2	Safety instructions _____	6
4	Checking the product and package contents _	10
5	Charging _____	10
6	Assembly _____	11
7	Operation _____	11
7.1	Carrying out the session _____	11
7.2	Selecting the operation modes _____	12
7.3	EMS function _____	13
8	Regimen _____	13
9	Cleaning _____	14
10	Storage _____	15
11	Troubleshooting _____	15
12	Technical data _____	15
13	Disposal _____	16
13.1	Disposing of the packaging _____	16
13.2	Disposing of the product _____	16
14	Warranty _____	17
15	Customer service _____	17

1 Package contents/device parts

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1 Face mask | 9 EMS mode indicator light |
| 2 Electrodes | 10 Operation button |
| 3 Plug | 11 EMS button |
| 4 Remote control | 12 Charging port |
| 5 Blue LED lights | 13 Long elastic strap, 2× |
| 6 Battery level indicator light | 14 Short elastic strap, 2× |
| 7 Display | 15 USB charging cable |
| 8 LED mode indicator light | |

2 General information

2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this LED EMS Face Mask (hereafter referred to as the “product”), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).



This symbol identifies voltage and the current rating for direct current.

3 Safety

3.1 Proper use

The product is exclusively designed to recover your skin's glow, elasticity and texture, and to activate the facial muscles through EMS (electrical muscle stimulation). It also helps to reduce the appearance of fine lines, wrinkles and other skin imperfections. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes.

Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

3.2 Safety instructions

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only use the product indoors.
- The product must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the product.
- Do not open the housing and never insert any objects into the housing.

- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
- Only use the product with the supplied USB charging cable.
- Do not use the product or USB charging cable if they are damaged or defective. The manufacturer or customer service must replace the damaged or defective parts to avoid risks.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the USB charging cable when you are not charging the product.
- Never touch the USB charging cable with wet or damp hands.
- Never move, pull, or carry the product by the USB charging cable.
- Keep the product and USB charging cable away from open flames and hot surfaces.
- Lay the USB charging cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not kink the USB charging cable or wrap it around the product. Do not lay the USB charging cable over sharp edges.

- Do not immerse the product or USB charging cable in water or other liquids. Keep them away from water.
- Do not use the product while charging.
- Do not try to remove the battery from the product. This product contains batteries that are non-replaceable.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- The product cannot be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- The product cannot be used by pregnant women, children, people with epilepsy, thyroid patients, people using thyroid medications, people who are photoallergic or use light allergy medication.
- The product cannot be used on skin diseases, wound ulceration, trauma and post-operative wounds.
- Do not use the product if you have any metal implants in the face/mouth.

- Do not use the Blue LED light or EMS mode for more than 10 minutes per session, and max. 3 sessions per week.
- Consult your physician if you are uncertain whether you can use the product.
- Stop using the product immediately if you feel any discomfort, develop any abnormal reactions (such as itching or uncomfortable inflammation) or in case your skin becomes warm to the point of discomfort.
- Do not look directly at the light source part of the product.
- Keep children away from the product and USB charging cable.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Keep the product away from open fire, hot surfaces, high temperatures or the effects of the weather (e.g. rain).
- Do not fold or roll up the product.
- Do not stack heavy objects on top of the product.
- Stop using the product if its parts exhibit cracks or breaks or are deformed. Only replace damaged parts with corresponding original spare parts.


4 Checking the product and package contents

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
1. Take the product out of the packaging.
 2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
 3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

5 Charging

WARNING! RISK OF INJURY!

- Charge only with the supplied USB charging cable.
 - Only charge the product at temperatures between 0 and 40 °C.
-  • Fully charge the product before first use and when the battery power is low. The charging time is around 3.5 hours.
- When the battery power is low, the battery level indicator light **6** flashes 5 times before switching off automatically. Recharge the product.
 - The product cannot be used during charging.
 - If the product is to be stored for an extended period, the charge level should be checked and the battery should be charged regularly.
1. Plug the smaller end of the USB charging cable **15** into the charging port **12** of the remote control **4**.

2. Plug the larger end of the USB charging cable into the USB port of a compatible USB power source (not included) (e.g. USB wall adapter, 5 V DC, 1 A).
3. Plug the USB wall adapter into a mains socket for charging. Check the battery level indicator light **6** for charging progress. The charging is done when all sections of the battery level indicator light illuminate continuously.
4. When charging is done, unplug the USB wall adapter from the mains socket and disconnect the USB charging cable from the charging port of the remote control.

6 Assembly

1. Open the hook-and-loop fasteners on the elastic straps.
2. Guide the long elastic straps **13** through the top openings and the short elastic straps **14** through the bottom openings of the face mask **1** (see step 1 in **Fig. B**).
3. Close the hook-and-loop fasteners to secure the elastic straps on the face mask (see step 2 in **Fig. B**).

7 Operation

WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not use the Blue LED light or EMS mode for more than 10 minutes per session, and max. 3 sessions per week.

7.1 Carrying out the session

1. Fully charge the product and properly attach the elastic straps **13**/**14** (see chapter "Charging" and "Assembly").
2. Thoroughly clean and dry your face and hands. Make sure they are free from any make-up or dirt.
3. Sit or lie down and place the face mask **1** over your face.
4. Use the hook-and-loop fasteners on the ends of the elastic straps to fit the face mask comfortably on your face. Make sure that the electrodes **2** are in good contact with the skin.
5. Connect the plug **3** of the face mask into the charging port **12**.
6. Press and hold the operation button **10** to switch on the product.

By default, the product activates the LED function after switching on. The message “F1” shows briefly in the display **7** before switching to the timer countdown (10 minutes).

- If desired, press the operation button repeatedly to select another operation mode.

See chapter “Selecting the operation modes” for more information.

- The product automatically switches off after the countdown. Remove the face mask and apply a serum and/or day/night cream on your face.

You can also press and hold the operation button to switch off the product at any time.

7.2 Selecting the operation modes

- Press the operation button **10** repeatedly to cycle through the operation modes (F1– F4).
- Description of the operation modes:

	Mode	Best for
F1	LED (Red, Dark red, Near-Infrared & Deep Near-Infrared)	Anti-ageing: reduces fine lines and wrinkles, reconstructs collagen and elastine fibres, helps to improve microcirculations for firmer and tighter skin.
F2	LED (Amber, Dark red, Near-Infrared & Deep Near-Infrared)	Reduces pigmentation and redness, calms the skin and promotes the production of collagen for a more even skin tone and tighter skin.
F3	LED (Red & Dark red)	Balances oil secretion, soothes sensitive skin and reduces redness.
F4	LED (Blue)	Accelerates the fading of acne-related redness for a more even skin tone

- The LED mode indicator light **8** illuminates when the LED function is activated.
- The blue LED lights **5** turn on when F4 mode is selected.
- The selected operation mode shows briefly in the display **7** before switching to the timer countdown (10 minutes). The timer is reset whenever you change to another operation mode.

7.3 EMS function



The EMS (electrical muscle stimulation) function generates micro-currents to stimulate muscular movements, improves blood circulation and stimulates the production of collagen and elastin.

To activate EMS function:

1. Press and hold the EMS button **11** to switch on the EMS function. The default intensity is level 1, indicated briefly as "L1" in the display **7**.

The EMS function only works in LED modes 1, 2, and 3.

The EMS mode indicator light **9** illuminates when the EMS function is selected.

2. Press the EMS button repeatedly to cycle through the EMS power levels (1–8).

To avoid any discomfort, a higher power level only activates around 1.5 seconds after selection.

The display shows the selected EMS intensity level (indicated by "L"), the current operation mode (indicated by "F") and the remaining session time alternately.

- You will feel small electrical pulses that contract the facial muscles. Use the highest energy level that still feels comfortable to you. Lower the energy level once you feel any discomfort.
- The session lasts for the duration of your selected LED session. The product switches off automatically after the countdown. You can also press and hold the operation button to switch off the product at any time.
- If you want to stop using the EMS function during a LED session, press and hold EMS button until the EMS function is turned off.

8 Regimen



WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not use the Blue LED light or EMS mode for more than 10 minutes per session, and max. 3 sessions per week. All other modes

can be used on a daily basis starting from the fourth week.

If you are using the product for the first time, follow the schedule below:

First week	Use once every 3 days, max. 10 minutes at a time
Second week	Use once every 2 days, max. 10 minutes at a time
Third week	Use once every 2 days, max. 10 minutes at a time
Fourth week	Use once every day, max. 20 minutes at a time


As soon as results show, adjust the frequency to once or twice per week.

9 Cleaning

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Always unplug the product from the power source before cleaning.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not use any aggressive cleaners (e.g. vinegar or limescale removers), brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers and the like.
- Do not use hot water for cleaning.
- Use a damp cloth or a water-based wipe to wipe off the face mask . Then wipe it dry with a dry cloth.

10 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Store the product so that it is not accessible to children.
- For best protection, store the product in its original packaging.

11 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the product is properly charged. • Make sure the product is not connected to a USB power source. The product does not work while charging.
The product does not charge.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the USB charging cable is securely connected between the charging port and the USB power source.

12 Technical data

Model:	FAC06
Rated voltage:	3.7 V
Battery capacity:	2,000 mAh lithium
Number of LED lights:	60 (face mask)
	3 (remote control)
Total number of LED light bulbs:	243
Materials:	Food grade silicon, ABS, PC
Weight:	352.4 g
Dimensions (L × W × H):	235 × 223 × 108 mm

13 Disposal

13.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

13.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



Old appliances may not be disposed of in the household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county.** This ensures that old appliances are recycled

in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances* or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be disposed of in an

environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Note: To remove the rechargeable battery, wrap a towel around the remote control and use a hammer to smash the housing. Make sure your eyes and hands are protected to avoid injury. Please note, the removal of the rechargeable battery is not reversible.

14 Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

15 Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: www.silkn.eu. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Service number: 0906-2130009 / +31 (0) 180330550

Email: customer-careuk@silkn.eu / info@silkn.eu

Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhaltsverzeichnis

DE

1	Lieferumfang/Geräteteile	20
2	Allgemeines	20
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	20
2.2	Symbolerklärung	20
3	Sicherheit	21
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	21
3.2	Sicherheitshinweise	22
4	Produkt und Lieferumfang prüfen	26
5	Laden	26
6	Zusammenbau	27
7	Bedienung	27
7.1	Sitzung durchführen	27
7.2	Die Bedienmodi auswählen	28
7.3	EMS-Funktion	29
8	Anwendungsplan	30
9	Reinigung	31
10	Aufbewahrung	31
11	Fehlersuche	32
12	Technische Daten	32
13	Entsorgung	33
13.1	Verpackung entsorgen	33
13.2	Produkt entsorgen	33
14	Garantieinformationen	34
15	Kundenservice	34

I Lieferumfang/Geräteteile

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 Gesichtsmaske | 9 Kontrollleuchte EMS-Modus |
| 2 Elektroden | 10 Bedientaste |
| 3 Stecker | 11 EMS-Taste |
| 4 Fernbedienung | 12 Ladeanschluss |
| 5 Blaue LED-Leuchten | 13 Langes Gummiband, 2× |
| 6 Batteriestand-Kontrollleuchte | 14 Kurzes Gummiband, 2× |
| 7 Display | 15 USB-Ladekabel |
| 8 Kontrollleuchte LED-Modus | |

2 Allgemeines

2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED EMS Face Mask (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Dieses Symbol kennzeichnet die Bemessungsspannung und den Bemessungsstrom für Gleichstrom.

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt wurde exklusiv dafür konzipiert, Ihre Haut wieder strahlen zu lassen und ihr ihre Elastizität und Struktur zurückzugeben. Zudem aktiviert es über den EMS (elektrische Muskelstimulation) die Gesichtsmuskeln. Darüber hinaus hilft es, feine Linien, Falten und andere Hautunvollkommenheiten zu reduzieren. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3.2 Sicherheitshinweise



WARNUNG! **STROMSCHLAGGEFAHR!**

DE

- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Das Produkt darf nur mit einer Sicherheitskleinspannung gemäß der Kennzeichnung auf dem Produkt betrieben werden.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, und stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel.
- Verwenden Sie das Produkt oder das USB-Ladekabel nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind. Beschädigte oder defekte Teile müssen vom Hersteller oder Kundendienst ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie immer das USB-Ladekabel, wenn Sie das Produkt nicht laden.

- Fassen Sie das USB-Ladekabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Transportieren, ziehen oder tragen Sie das Produkt nie am USB-Ladekabel.
- Halten Sie das Produkt und das USB-Ladekabel von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Produkt. Legen Sie das USB-Ladekabel nicht über scharfe Kanten.
- Tauchen Sie das Produkt oder USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie sie von Wasser fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht beim Laden.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie aus dem Produkt herauszunehmen. Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt kann nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und

Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

- Das Produkt darf nicht von schwangeren Frauen, Kindern, Menschen mit Epilepsie, Schilddrüsenpatienten, Menschen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen, von photoallergischen Menschen oder von Menschen verwendet werden, die Medikamente zur Behandlung einer Lichtallergie einnehmen.
- Das Produkt darf nicht bei Hautkrankheiten, Wundeiterung, unfallbedingten und postoperativen Wunden eingesetzt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Metallimplantate im Gesicht / Mund haben.
- Verwenden Sie die blaue LED-Leuchte oder den EMS-Modus höchstens für 10 Minuten pro Anwendung und maximal für 3 Anwendungen pro Woche.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Produkt verwenden können.

- Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenn Sie unnormale Reaktionen zeigen (z. B. Juckreiz oder unangenehme Entzündungen) oder wenn Ihre Haut unangenehm warm wird, verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr.
- Schauen Sie nicht direkt in den Lichtquellenbereich des Produkts.
- Halten Sie Kinder vom Produkt und vom USB-Ladekabel fern.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, heißen Oberflächen, hohen Temperaturen oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) fern.
- Falten Sie das Produkt nicht und rollen Sie es nicht auf.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.



4 Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

5 Laden

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel zum Laden.
 - Laden Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C.
-  • Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwacher Akkuleistung vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 3,5 Stunden.
- Bei geringem Batteriestand blinkt die Batteriestand-Kontrollleuchte  5-mal, bevor eine automatische Abschaltung erfolgt. Laden Sie das Produkt auf.
 - Während des Ladens kann das Produkt nicht verwendet werden.
 - Wenn das Produkt für längere Zeit aufbewahrt wird, sollte der Ladestand überprüft und die Batterie regelmäßig aufgeladen werden.

1. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Ladekabels **15** in den Ladeanschluss **12** der Fernbedienung **4**.
2. Stecken Sie zum Laden das größere Ende des USB-Ladekabels in den USB-Anschluss einer geeigneten USB-Stromquelle (nicht enthalten) (z. B. ein USB-Steckernetzteil, 5 V DC, 1 A).
3. Stecken Sie das USB-Steckernetzteil zum Laden in eine Steckdose.

Die Batteriestand-Kontrollleuchte **6** zeigt Ihnen den Ladestand an. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle Bereiche der Batteriestand-Kontrollleuchte kontinuierlich leuchten.

4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Steckernetzteil von der Steckdose und das USB-Ladekabel vom Ladeanschluss der Fernbedienung.

6 Zusammenbau

1. Öffnen Sie die Klettverschlüsse an den Gummibändern.
2. Führen Sie die langen Gummibänder **13** durch die oberen Öffnungen und die kurzen Gummibänder **14** durch die unteren Öffnungen der Gesichtsmaske **1** (siehe Schritt 1 in **Abb. B**).
3. Schließen Sie die Klettverschlüsse, um die Gummibänder an der Gesichtsmaske zu befestigen (siehe Schritt 2 in **Abb. B**).

7 Bedienung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie die blaue LED-Leuchte oder den EMS-Modus höchstens für 10 Minuten pro Anwendung und maximal für 3 Anwendungen pro Woche.

7.1 Sitzung durchführen

1. Laden Sie das Produkt vollständig auf, und bringen Sie die Gummibänder **13/14** ordnungsgemäß an (siehe Kapitel „Laden“ und „Zusammenbau“).
2. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht und Ihre Hände gründlich. Stellen Sie sicher, dass sie frei von Make-up oder Schmutz sind.

3. Setzen oder legen Sie sich hin, und platzieren Sie die Gesichtsmaske **1** auf Ihrem Gesicht.
4. Legen Sie die Gesichtsmaske mithilfe der Klettverschlüsse an den Enden der Gummibänder an, sodass sie angenehm auf Ihrem Gesicht liegt. Achten Sie darauf, dass die Elektroden **2** Kontakt zu Ihrer Haut haben.
5. Verbinden Sie den Stecker **3** der Gesichtsmaske mit dem Ladeanschluss **12**.
6. Halten Sie die Bedientaste **10** gedrückt, um das Produkt einzuschalten.

Das Produkt aktiviert nach dem Anschalten standardmäßig die LED-Funktion. Die Meldung „F1“ wird kurz im Display **7** angezeigt, bevor der Timer-Countdown (10 Minuten) startet.

7. Drücken Sie, wenn Sie möchten, die Bedientaste nochmals, um einen anderen Bedienmodus auszuwählen.
Siehe für weitere Informationen das Kapitel „Die Bedienmodi auswählen“.
8. Das Produkt schaltet sich nach dem Countdown automatisch aus. Nehmen Sie die Gesichtsmaske ab und tragen Sie ein Serum und/oder eine Tages-/Nachtcreme auf die Haut auf. Sie können auch die Bedientaste gedrückt halten, um das Produkt jederzeit auszuschalten.

7.2 Die Bedienmodi auswählen

- Drücken Sie zum Durchlaufen der Bedienmodi (F1–F4) mehrmals die Bedientaste **10**.
- Beschreibung der Bedienmodi:

	Modus	Am besten geeignet für
F1	LED (Rot, Dunkelrot, Nahinfrarot & tiefes Nahinfrarot)	Anti-Aging: reduziert feine Linien und Fältchen, baut Kollagen- und Elastinfasern wieder auf und hilft, die Mikrozirkulation für eine straffere und festere Haut zu verbessern.
F2	LED (Bernsteinfarben, Dunkelrot, Nahinfrarot & tiefes Nahinfrarot)	Reduziert Pigmentierung und Rötungen, beruhigt die Haut und fördert die Kollagenproduktion für einen ebenmäßigeren Hautton und straffere Haut.

	Modus	Am besten geeignet für
F3	LED (Rot & Dunkelrot)	Reguliert die Talgproduktion im Gesicht, beruhigt empfindliche Haut und verringert Rötungen.
F4	LED (Blau)	Beschleunigt das Abklingen aknebedingter Rötungen und sorgt für einen gleichmäßigeren Hautton.

- Die Kontrollleuchte LED-Modus **8** leuchtet auf, wenn die LED-Funktion aktiv ist.
- Die blauen LED-Leuchten **5** gehen an, wenn der F4-Modus ausgewählt wurde.
- Der ausgewählte Bedienmodus wird kurz im Display **7** angezeigt, bevor der Timer-Countdown (10 Minuten) startet. Der Timer wird zurückgesetzt, wenn Sie einen anderen Bedienmodus auswählen.

7.3 EMS-Funktion



Die EMS-Funktion (elektrische Muskelstimulation) erzeugt Mikroströme, mit denen Muskelbewegungen angeregt, die Durchblutung verbessert und die Produktion von Kollagen und Elastin gefördert werden.

Zum Aktivieren der EMS-Funktion:

1. Halten Sie die EMS-Taste **11** gedrückt, um die EMS-Funktion einzuschalten. Die Intensität ist standardmäßig auf Level 1 eingestellt. Das wird kurz als „L1“ auf dem Display **7** angezeigt. Die EMS-Funktion funktioniert nur in den LED-Modi 1, 2 und 3. Die Kontrollleuchte EMS-Modus **9** leuchtet auf, wenn die EMS-Funktion ausgewählt wurde.
2. Drücken Sie zum Durchlaufen der EMS-Leistungsstufen (1–8) mehrmals die EMS-Taste.

Um Unwohlsein zu vermeiden, wird eine höhere Leistungsstufe erst nach ca. 1,5 Sekunden nach Auswahl aktiviert.

Das Display zeigt abwechselnd das ausgewählte EMS-Intensitätslevel (mit einem „L“), den aktuellen Bedienmodus (mit einem „F“) und die restliche Anwendungszeit an.

- Sie werden bemerken, wie schwache elektrische Impulse für Kontraktionen Ihrer Gesichtsmuskulatur sorgen. Verwenden Sie das höchste Energielevel, bei dem Sie sich noch wohlfühlen.

Reduzieren Sie die Energiestufe, sobald Sie ein Unbehagen verspüren.

- Die Anwendung geht über die Dauer Ihrer ausgewählten LED-Anwendung. Das Produkt wird nach dem Countdown automatisch ausgeschaltet. Sie können auch die Bedientaste gedrückt halten, um das Produkt jederzeit auszuschalten.
- Wenn Sie die Anwendung der EMS-Funktion während einer LED-Anwendung stoppen möchten, halten Sie die EMS-Taste gedrückt, bis die EMS-Funktion ausgeschaltet ist.

8 Anwendungsplan

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie die blaue LED-Leuchte oder den EMS-Modus höchstens für 10 Minuten pro Anwendung und maximal für 3 Anwendungen pro Woche. Alle anderen Modi können ab der vierten Woche täglich angewendet werden.

Befolgen Sie beim ersten Gebrauch des Produkts den folgenden Zeitplan:

Erste Woche	Einmal alle 3 Tage für jeweils max. 10 Minuten verwenden
Zweite Woche	Einmal alle 2 Tage für jeweils max. 10 Minuten verwenden
Dritte Woche	Einmal alle 2 Tage für jeweils max. 10 Minuten verwenden
Vierte Woche	Einmal jeden Tag für jeweils max. 20 Minuten verwenden

Sobald sich Ergebnisse zeigen, passen Sie die Häufigkeit auf ein oder zwei Mal pro Woche an.

9 Reinigung

DE




WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR!

- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer von der Stromquelle.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (z. B. Essig oder Kalkentferner), Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
- Verwenden Sie zum Reinigen kein heißes Wasser.
- Wischen Sie die Gesichtsmaske  mit einem feuchten Tuch oder einem wasserbasierten Reinigungstuch ab. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch trocken.

10 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.
- Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf, um es bestmöglich zu schützen.

11 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß geladen ist. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit einer USB-Stromquelle verbunden ist. Das Produkt funktioniert während des Ladens nicht.
Das Produkt lässt sich nicht laden.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das USB-Ladekabel sicher zwischen dem Ladeanschluss und der USB-Stromquelle angeschlossen ist.

12 Technische Daten

Modell:	FAC06
Nennspannung:	3,7 V
Akkukapazität:	2.000 mAh Lithium (Wiederaufladbar)
Anzahl LED-Leuchten:	60 (Gesichtsmaske) 3 (Fernbedienung)
Gesamtmenge an LED-Glühbirnen:	243
Materialien:	Silikon in Lebensmittelqualität, ABS, PC
Gewicht:	352,4 g
Abmessungen (L × B × T):	235 × 223 × 108 mm

13 Entsorgung

DE

13.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

13.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)
WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE 17485055



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder neu jetzt auch im**

Handel abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, sämtliche Batterien und Akkus – ganz gleich, ob sie gefährliche Stoffe* enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtbezirks oder bei einem Händler abzugeben, sodass sie umweltfreundlich

entsorgt werden können.

Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle, und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Hinweis: Wenn Sie den Akku entfernen möchten, wickeln Sie ein Handtuch um die Fernbedienung, und zerschlagen Sie das Gehäuse mit einem Hammer. Stellen Sie sicher, dass Ihre Augen und Hände geschützt sind, um Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie, dass das Entfernen des Akkus nicht reversibel ist.

14 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

15 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzer-handbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservice@silkn.eu

Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Table des matières

1	Contenu de la livraison/pièces de l'appareil	37
2	Généralités	37
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	37
2.2	Explication des symboles	37
3	Sécurité	38
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	38
3.2	Consignes de sécurité	39
4	Vérifier le produit et le contenu de la livraison	43
5	Chargement	43
6	Assemblage	44
7	Utilisation	44
7.1	Effectuer la séance	45
7.2	Sélectionner les modes de commande	45
7.3	Fonction EMS	46
8	Plan d'application	47
9	Nettoyage	48
10	Rangement	49
11	Recherche d'erreurs	49
12	Données techniques	49
13	Élimination	50
13.1	Éliminer l'emballage	50
13.2	Éliminer le produit	50
14	Garantie	51
15	Service à la clientèle	51

I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

FR

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Masque pour le visage | 9 Témoin lumineux du mode EMS |
| 2 Électrodes | 10 Touche de commande |
| 3 Fiche réseau | 11 Touche EMS |
| 4 Télécommande | 12 Prise de chargement |
| 5 Lampes à LED bleues | 13 Élastique long, 2× |
| 6 Témoin lumineux de l'état de la batterie | 14 Élastique court, 2× |
| 7 Écran | 15 Câble de recharge USB |
| 8 Témoin lumineux du mode LED | |

2 Généralités

2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de ce LED EMS Face Mask (appelé « produit » ci-après). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Veuillez lire d'abord le mode d'emploi

attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

REMARQUE !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Veuillez lire le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le ménage (dans des espaces intérieurs secs).



Ce symbole indique la tension nominale et le courant nominal pour le courant continu.

3 Sécurité

3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit a été exclusivement conçu pour redonner à votre peau son éclat, son élasticité et sa texture. Il active également les muscles du visage via l'EMS (stimulation musculaire électrique). De plus, il aide à réduire les ridules, les rides et autres imperfections de la peau. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle.

Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

3.2 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

FR

- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec une très basse tension de sécurité conformément au marquage sur le produit.
- N'ouvrez jamais le boîtier et n'insérez pas d'objets dans le boîtier.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
- N'utilisez le produit qu'avec le câble de recharge USB fourni.
- N'utilisez pas le produit ou le câble de recharge USB s'ils sont endommagés ou défectueux. Les pièces abîmées ou défectueuses doivent être remplacées par le fabricant ou le service clientèle pour éviter tout risque.
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le câble

de recharge USB lorsque vous ne chargez pas le produit.

- Ne saisissez jamais le câble de recharge USB avec les mains mouillées ou humides.
- Ne transportez, ne tirez ou ne portez jamais le produit par le câble de recharge USB.
- Tenez éloignés le produit et le câble de recharge USB des flammes et des surfaces chaudes.
- Placez le câble de recharge USB de façon à ce qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne pliez pas le câble de recharge USB et ne l'enroulez pas autour du produit. Ne placez pas le câble de recharge USB sur des arêtes vives.
- Ne plongez pas le produit ni le câble de recharge USB dans l'eau ou d'autres liquides. Tenez-les éloignés de l'eau.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- N'essayez pas de retirer la pile du produit. Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.

 **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !**

- Ce produit ne peut pas être utilisé par des

personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont restreintes, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre du produit et qu'elles comprennent les risques qui sont associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Le produit ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, les enfants, les personnes épileptiques, les patients atteints de troubles de la thyroïde, les personnes prenant des médicaments pour la thyroïde, les personnes photoallergiques ou utilisant des médicaments contre les allergies à la lumière.
- N'utilisez pas le produit si vous souffrez de maladies de la peau, de plaies suppurantes ou dues à un accident ou à une opération.
- N'utilisez pas le produit si vous avez des implants métalliques dans le visage / dans la bouche.
- Utilisez la lampe à LED bleue ou le mode EMS pendant 10 minutes maximum par utilisation et 3 utilisations maximum par semaine.

- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le produit, demandez conseil à votre médecin.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une gêne, développez toute réaction anormale (comme des démangeaisons ou une inflammation inconfortable) ou si votre peau devient chaude au point de vous gêner.
- Ne regardez pas directement dans la zone de la source lumineuse du produit.
- Tenez les enfants éloignés du produit et du câble de recharge USB.

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Tenez le produit éloigné des feux ouverts, surfaces chaudes, températures élevées ou intempéries (par ex. pluie).
- Ne pliez pas et n'enroulez pas le produit.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le produit.
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine correspondantes.

4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

FR REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.
1. Retirez le produit de l'emballage.
 2. Assurez-vous que la livraison est complète (voir **fig. A**).
 3. Contrôlez que le produit ou les différentes pièces ne présentent pas de dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

5 Chargement

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- N'utilisez que le câble de recharge USB fourni pour le chargement.
 - Chargez le produit uniquement à des températures comprises entre 0 et 40 °C.
-  • Chargez complètement le produit avant la première utilisation et lorsque la batterie est faible. Le temps de charge est d'environ 3,5 heures.
- Lorsque les piles sont faibles, le témoin lumineux de l'état de la batterie  clignote 5 fois avant de s'éteindre automatiquement. Chargez le produit.
 - Le produit ne peut pas être utilisé pendant qu'il charge.
 - Lorsque le produit doit être entreposé pendant une durée prolongée, il convient de vérifier le niveau de recharge et de recharger régulièrement la batterie.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble de recharge USB 15 sur la prise de chargement 12 de la télécommande 4.
2. Pour le chargement, branchez la grande extrémité du câble de recharge USB dans le port USB d'une source d'alimentation USB appropriée (non incluse) (par exemple, un adaptateur secteur USB, 5 V CC, 1 A).
3. Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise de courant pour recharger.
Le témoin lumineux de l'état de la batterie 6 vous indique le niveau de charge. La charge est terminée lorsque toutes les zones du témoin lumineux de l'état de la batterie sont allumées en continu.
4. Lorsque la charge est terminée, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant et le câble de recharge USB de la prise de chargement de la télécommande.

6 Assemblage

1. Ouvrez les fermetures auto-agrippantes situées au niveau des élastiques.
2. Passez les élastiques longs 13 par les ouvertures supérieures et les élastiques courts 14 par les ouvertures inférieures du masque pour le visage 1 (voir étape 1 de la **fig. B**).
3. Refermez les fermetures auto-agrippantes afin de fixer les élastiques au masque pour le visage (voir étape 2 de la **fig. B**).

7 Utilisation

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Utilisez la lampe à LED bleue ou le mode EMS pendant 10 minutes maximum par utilisation et 3 utilisations maximum par semaine.

7.1 Effectuer la séance

1. Chargez complètement le produit et fixez correctement les élastiques (13)/(14) (voir les chapitres « Chargement » et « Assemblage »).
2. Nettoyez et séchez soigneusement votre visage et vos mains. Assurez-vous qu'ils sont débarrassés de tout maquillage et de toute saleté.
3. Asseyez-vous ou allongez-vous et placez le masque pour le visage (1) sur votre visage.
4. À l'aide des fermetures auto-agrippantes situées aux extrémités des élastiques, placez le masque pour le visage de manière à ce qu'il soit bien positionné sur votre visage. Veillez à ce que les électrodes (2) entrent en contact avec votre peau.
5. Reliez la fiche (3) du masque pour le visage à la prise de charge (12).
6. Maintenez la touche de commande (10) enfoncée pour allumer le produit.

Le produit active par défaut la fonction LED après sa mise en marche. Le message « F1 » s'affiche brièvement sur l'écran (7) avant que le compte à rebours de la minuterie (10 minutes) ne commence.

7. Si vous le souhaitez, appuyez à nouveau sur la touche de commande pour sélectionner un autre mode de commande. Voir le chapitre « Sélectionner les modes de commande » pour plus d'informations.
8. Le produit s'éteint automatiquement après le compte à rebours. Retirez le masque pour le visage et appliquez un sérum et/ou une crème de jour/de nuit sur la peau.

Vous pouvez également éteindre le produit à tout moment en maintenant la touche de commande enfoncée.

7.2 Sélectionner les modes de commande

- Pour faire défiler les modes de commande (F1–F4), appuyez plusieurs fois sur la touche de commande (10).
- Description des modes de commande :

	Mode	Convient idéalement pour
F1	LED (rouge, rouge foncé, proche infrarouge et proche infrarouge profond)	Anti-âge : réduit les ridules et les rides, reconstitue les fibres de collagène et d'élastine et aide à améliorer la microcirculation pour une peau plus ferme et plus tonique.
F2	LED (couleur ambre, rouge foncé, proche infrarouge et proche infrarouge profond)	Réduit la pigmentation et les rougeurs, apaise la peau et favorise la production de collagène pour un teint plus uniforme et une peau plus ferme.
F3	LED (rouge et rouge foncé)	Régule la production de sébum du visage, apaise les peaux sensibles et réduit les rougeurs.
F4	LED (bleu)	Accélère la disparition des rougeurs dues à l'acné et rend le teint plus uniforme.

- Le témoin lumineux du mode LED **8** s'allume lorsque la fonction LED est active.
- Les lampes à LED bleues **5** s'allument lorsque le mode F4 est sélectionné.
- Le mode de commande sélectionné s'affiche brièvement sur l'écran **7** avant que le compte à rebours de la minuterie (10 minutes) ne commence. La minuterie est réinitialisée si vous sélectionnez un autre mode de commande.

7.3 Fonction EMS



La fonction EMS (stimulation musculaire électrique) génère des microcourants qui stimulent les mouvements musculaires, améliorent la circulation sanguine et favorisent la production de collagène et d'élastine.

Pour activer la fonction EMS :

1. Maintenez la touche EMS **11** enfoncée pour activer la fonction EMS. L'intensité est réglée par défaut sur le niveau 1. Ceci s'affiche brièvement comme « LI » sur l'écran **7**.

La fonction EMS ne fonctionne que dans les modes LED 1, 2 et 3.

Le témoin lumineux du mode EMS **9** s'allume lorsque la fonction EMS est sélectionnée.

2. Pour faire défiler les niveaux de puissance EMS (1–8), appuyez plusieurs fois sur la touche EMS.

Pour éviter tout malaise, un niveau de puissance supérieur ne s'active qu'après environ 1,5 seconde après la sélection.

L'écran affiche alternativement le niveau d'intensité EMS sélectionné (indiqué par un « L »), le mode de commande actuel (indiqué par un « F ») et le temps d'application restant.

- Vous sentirez de légères impulsions électriques qui provoqueront des contractions au niveau des muscles de votre visage. Utilisez le niveau d'énergie le plus élevé auquel vous vous sentez encore à l'aise. Réduisez le niveau d'énergie dès que vous ressentez un inconfort.
- L'application s'étend sur la durée de l'application LED que vous avez choisie. Le produit s'éteint automatiquement après le compte à rebours. Vous pouvez également éteindre le produit à tout moment en maintenant la touche de commande enfoncée.
- Si vous souhaitez arrêter l'utilisation de la fonction EMS pendant une application LED, maintenez la touche EMS enfoncée jusqu'à ce que la fonction EMS soit désactivée.

8 Plan d'application

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Utilisez la lampe à LED bleue ou le mode EMS pendant 10 minutes maximum par utilisation et 3 utilisations maximum par semaine. Tous les autres modes peuvent être utilisés quotidiennement à partir de la quatrième semaine.

Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, veuillez suivre le programme suivant :

Première semaine	Utiliser une fois tous les 3 jours pendant max. 10 minutes
Deuxième semaine	Utiliser une fois tous les 2 jours pendant max. 10 minutes
Troisième semaine	Utiliser une fois tous les 2 jours pendant max. 10 minutes
Quatrième semaine	Utiliser une fois par jour pendant max. 20 minutes

FR

Dès les premiers résultats, utilisez le produit une ou deux fois par semaine.

9 Nettoyage




AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Toujours déconnecter le produit de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage.

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif (par ex. vinaigre ou détartrant), aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.
- N'utilisez pas d'eau chaude pour le nettoyage.

- Nettoyez le masque pour le visage  à l'aide d'un chiffon humide ou d'une lingette à base d'eau. Séchez-le ensuite avec un chiffon sec.

FR

10 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.
- Conservez le produit dans son emballage d'origine afin de le protéger au mieux.

11 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le produit est correctement chargé. • Assurez-vous que le produit n'est pas branché à une source d'alimentation USB. Le produit ne fonctionne pas pendant le chargement.
Le produit ne peut pas être chargé.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de recharge USB soit bien branché entre la prise de chargement et la source d'alimentation USB.

12 Données techniques

Modèle :	FAC06
Tension nominale :	3,7 V
Capacité de la batterie :	2 000 mAh Lithium

Nombre de lampes à LED : 60 (masque pour le visage)
3 (télécommande)

Quantité totale d'ampoules
LED : 243

Matériaux : Silicone de qualité alimentaire, ABS, PC

Poids : 352,4 g

Dimensions (L × l × h) : 235 × 223 × 108 mm

FR

13 Élimination

13.1 Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

13.2 Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.** Ceci garantit un recyclage

approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

Ne pas jeter les piles et les batteries usagées avec les déchets ménagers !



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et batteries (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses*) à un point de collecte municipal ou à un revendeur afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

Apportez le produit complet (y compris la batterie) à votre point de collecte et assurez-vous que la batterie est déchargée !

* marqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Remarque : Si vous souhaitez retirer la batterie, enroulez une serviette autour de la télécommande et cassez le boîtier avec un marteau. Assurez-vous que vos yeux et vos mains soient protégés afin d'éviter toute blessure. Veuillez noter que le retrait de la batterie n'est pas réversible.

14 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

15 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : www.silkn.eu. Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu.

France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : serviceconsommateurfr@silkn.eu

Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : serviceconsommateurbe@silkn.eu

Juridische kennisgeving

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silk'n Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhoud

1	Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat	54
2	Algemeen	54
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	54
2.2	Verklaring van symbolen	54
3	Veiligheid	55
3.1	Reglementair gebruik	55
3.2	Veiligheidsinstructies	55
4	Product en verpakkingsinhoud controleren	59
5	Laden	60
6	Montage	61
7	Bediening	61
7.1	Sessie uitvoeren	61
7.2	De bedieningsmodi selecteren	62
7.3	EMS-functie	63
8	Gebruiksplan	63
9	Reiniging	64
10	Bewaring	65
11	Fouten opsporen	65
12	Technische gegevens	65
13	Afvoer	66
13.1	Verpakking afvoeren	66
13.2	Product afvoeren	66
14	Garantie	67
15	Klantenservice	67

I Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Gezichtsmasker | 9 Controlelampje EMS-modus |
| 2 Elektroden | 10 Bedieningsknop |
| 3 Stekker | 11 EMS-toets |
| 4 Afstandsbediening | 12 Laadaansluiting |
| 5 Blauwe LED-lampjes | 13 Lang elastiek, 2x |
| 6 Controlelampje voor het batterijniveau | 14 Kort elastiek, 2x |
| 7 Display | 15 USB-oplaadkabel |
| 8 Controlelampje LED-modus | |

NL

2 Algemeen

2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit LED EMS Face Mask (hierna "product" genoemd). Deze bevat belangrijke informatie over ingebruikname en gebruik.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).



Dit symbool duidt de nominale spanning en de ingangsstroom voor gelijkstroom aan.

3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het product is exclusief ontworpen om de glans, elasticiteit en textuur van je huid te herstellen. Ook activeert het via de EMS (elektrische spierstimulatie) de gezichtsspieren. Bovendien vervaagt het fijne lijntjes, rimpels en andere onvolkomenheden van de huid. Het is alleen bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.

Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

3.2 Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.

- Gebruik het product uitsluitend met een extra lage veiligheidsspanning volgens de etikettering op het product.
- De behuizing niet openen en er geen voorwerpen in steken.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke apparaatgegevens. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Gebruik het product alleen met de meegeleverde USB-oplaadkabel.
- Gebruik het product of de USB-oplaadkabel niet als deze beschadigd of defect zijn. Beschadigde of defecte onderdelen moeten door de fabrikant of de klantenservice worden vervangen om risico's te voorkomen.
- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt, wanneer u het reinigt of bij storingen. Koppel de USB-oplaadkabel altijd los wanneer u het product niet oplaadt.
- Raak de USB-oplaadkabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Transporteer, trek of draag het product nooit aan de USB-oplaadkabel.

- Houd het product en de USB-oplaadkabel uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Leg de USB-oplaadkabel zo dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Knik de USB-oplaadkabel niet en wikkel hem niet om het product. Leg de USB-oplaadkabel niet over scherpe randen.
- Dompel het product of de USB-oplaadkabel niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product uit de buurt van water.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.
- Probeer niet de batterij uit het product te halen. Dit product bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Dit product mag niet worden gebruikt door personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

- Het product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, kinderen, mensen met epilepsie, schildklierpatiënten, mensen die schildkliermedicijnen gebruiken, fotoallergische mensen of mensen die medicijnen gebruiken voor de behandeling van een lichtallergie.
- Het product mag niet worden gebruikt bij huidaanandoeningen, wondzweer, trauma en postoperatieve wonden.
- Gebruik het product niet als u metalen implantaten in uw gezicht/mond hebt.
- Gebruik de blauwe LED-lampjes of de EMS-modus maximaal 10 minuten per gebruik en maximaal 3 keer per week.
- Raadpleeg een arts als u niet zeker weet of u het product kunt gebruiken.
- Als u zich onwel voelt, als u abnormale reacties vertoont (bijv. jeuk of een onaangename ontsteking) of als uw huid onaangenaam warm wordt, stop dan direct met het gebruik van het product.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron van het product.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de USB-oplaadkabel.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Houd het product uit de buurt van open vuur, hete oppervlakken, hoge temperaturen of weersinvloeden (bijv. regen).
- Vouw het product niet en rol het niet op.
- Leg geen zware voorwerpen op het product.
- Gebruik het product niet langer als de kunststof onderdelen gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend door passende originele reserveonderdelen.

4 Product en verpakking inhoud controleren

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.
1. Neem het product uit de verpakking.
 2. Controleer of de levering compleet is (zie **afb. A**).
 3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

5 Laden



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel om het product op te laden.
- Laad het product op bij een temperatuur tussen 0 en 40 °C.



- Laad het product volledig op voorafgaand aan het eerste gebruik en als de accu bijna leeg is. De oplaadtijd van het product is ca. 3,5 uur.
 - Als de batterij bijna leeg is, knippert het controlelampje voor het batterijniveau **6** 5 keer voordat het product automatisch wordt uitgeschakeld. Laad het product op.
 - Het product kan niet worden gebruikt tijdens het laden.
 - Als u het product langere tijd bewaart, moet regelmatig het oplaadniveau worden gecontroleerd en de batterij worden opgeladen.
1. Steek het kleinere uiteinde van de USB-oplaadkabel **15** in de laadaansluiting **12** van de afstandsbediening **4**.
 2. Steek om op te laden het grotere uiteinde van de USB-oplaadkabel in de USB-aansluiting van een geschikte USB-stroombron (niet meegeleverd) (bijv. een USB-adapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact. Het controlelampje voor het batterijniveau **6** geven de laadstatus weer. Het opladen is voltooid als alle zones rond het controlelampje voor batterijniveau constant branden.
 4. Haal de USB-voedingsadapter uit het stopcontact en de USB-oplaadkabel uit de afstandsbediening als het opladen is voltooid.

6 Montage

1. Open de klittenbandsluitingen op de elastieken.
2. Breng de lange elastieken (13) door de bovenste openingen en de korte elastieken (14) door de onderste openingen van het gezichtsmasker (1) (zie stap 1 in **afb. B**).
3. Sluit het klittenband om de elastieken aan het gezichtsmasker te bevestigen (zie stap 2 op **afb. B**).

7 Bediening

WAARSCHUWING! **VERWONDINGSGEVAAR!**

- Gebruik de blauwe LED-lampjes of de EMS-modus maximaal 10 minuten per gebruik en maximaal 3 keer per week.

7.1 Sessie uitvoeren

1. Laad het product volledig op en breng de elastieken (13/14) op de juiste manier aan (zie hoofdstuk „Laden” en „Montage”).
2. Reinig en droog uw gezicht en uw handen grondig. Zorg ervoor dat ze vrij van make-up en verontreinigingen zijn.
3. Ga zitten of liggen en plaats het gezichtsmasker (1) op uw gezicht.
4. Leg het gezichtsmasker met behulp van het klittenband zo op de uiteinden van de elastieken dat het comfortabel op uw gezicht ligt. Let erop dat de elektroden (2) contact met uw huid maken.
5. Sluit de stekker (3) van het gezichtsmasker aan op de laadaan-sluiting (12).
6. Houd de bedieningsknop (10) ingedrukt om het product in te schakelen.

Het product activeert na het inschakelen standaard de LED-functie. De melding “F1” verschijnt kort in het display (7) voordat de timer-countdown (10 minuten) start.

7. Druk, als u dat wilt, nogmaals op de bedieningsknop om een andere bedieningsmodus te selecteren.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk “De bedieningsmodi selecteren”.

8. Het product wordt na de countdown automatisch uitgeschakeld. Verwijder het gezichtsmasker en breng een serum en/of dag-/nachtcrème op uw huid aan.

U kunt op elk gewenst moment de bedieningsknop ingedrukt houden om het product uit te schakelen.

7.2 De bedieningsmodi selecteren

- Druk meerdere keren op de bedieningsknop **10** om door de bedieningsmodi (F1– F4) te bladeren.
- Beschrijving van de bedieningsmodi:

	Modus	Het beste geschikt voor
F1	LED (rood, donkerrood, nabij infrarood en diep infrarood)	Anti-aging: vermindert fijne lijntjes en rimpels, herstelt de collageen- en elastinevezels en helpt de microcirculatie te verbeteren voor een strakkere, stevigere huid.
F2	LED (amberkleurig, donkerrood, nabij infrarood en diep infrarood)	Vermindert pigmentatie en roodheid, kalmeert de huid en stimuleert de collageenproductie voor een egalere teint en strakkere huid.
F3	LED (rood en donkerrood)	Reguleert de talgproductie in het gezicht, kalmeert de gevoelige huid en vermindert roodheid.
F4	LED (blauw)	Laat door acne veroorzaakte rode vlekken sneller verdwijnen en zorgt voor een gelijkmatigere teint.

- Het Controlelampje EMS-modus **8** brandt als de LED-functie actief is.
- De blauwe LED-lampjes **5** gaan aan als de F4-modus is geselecteerd.
- De geselecteerde bedieningsmodus verschijnt kort in het display **7** voordat de timer-countdown (10 minuten) start. De timer wordt teruggezet als u een andere bedieningsmodus selecteert.

7.3 EMS-functie



de EMS-functie (elektrische spierstimulatie) genereert microstroompjes die de spierbewegingen stimuleren, de doorbloeding verbeteren en de aanmaak van collageen en elastine bevorderen.

NL

Om de EMS-functie te activeren:

1. Houd de EMS-toets **11** ingedrukt om de EMS-functie in te schakelen. De intensiteit staat standaard op level 1. Dat wordt kort als "L1" op het display **7** weergegeven.

De EMS-functie werkt alleen in de LED-modi 1, 2 en 3.

Het controlelampje EMS-modus **9** brandt als de EMS-functie is geselecteerd.

2. Druk meerdere keren op de EMS-toets om de EMS-vermogensniveaus (1–8) te doorlopen.

Om ongemak te voorkomen wordt een hoger vermogensniveau pas na ca. 1,5 seconden na de selectie geactiveerd.

Het display toont afwisselend het geselecteerde EMS-intensiteitsniveau (met een "L"), de huidige bedieningsmodus (met een "F") en de resterende gebruikstijd.

- U zult merken hoe zwakke elektrische impulsen de gezichtsspieren doen samentrekken. Gebruik het hoogste energieniveau waarbij u zich nog prettig voelt. Verminder het energieniveau zodra u ongemak voelt.
- Het gebruik is voor de periode van de LED-toepassing van uw keuze. Het product wordt na de countdown automatisch uitgeschakeld. U kunt op elk gewenst moment de bedieningsknop ingedrukt houden om het product uit te schakelen.
- Als u de EMS-functie niet meer wilt gebruiken tijdens een LED-toepassing, houdt u de EMS-toets ingedrukt tot de EMS-functie is uitgeschakeld.

8 Gebruiksplan



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Gebruik de blauwe LED-lampjes of de EMS-modus maximaal 10 minuten per

gebruik en maximaal 3 keer per week. Alle andere modi kunnen vanaf de vierde week dagelijks worden gebruikt.

Volg bij het eerste gebruik van het product het volgende schema:

Eerste week	Een keer per 3 dagen gebruiken, max. 10 minuten per keer
Tweede week	Een keer per 2 dagen gebruiken, max. 10 minuten per keer
Derde week	Een keer per 2 dagen gebruiken, max. 10 minuten per keer
Vierde week	Een keer per dag gebruiken, max. 20 minuten per keer

Zodra resultaten zichtbaar zijn, past u de frequentie aan naar een of twee keer per week.

9 Reiniging

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Koppel het product altijd los van de stroomvoorziening alvorens het te reinigen.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (bijv. azijn of antikalk), borstels met metalen of nylon haren, en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen, zoals messen, harde spatels en dergelijke.
- Gebruik geen heet water bij het reinigen.
- Veeg het gezichtsmasker  af met een vochtige doek of een reinigingsdoekje op waterbasis. Wrijf het daarna droog met een droge doek.

10 Bewaring

Voor het opbergen moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Bewaar het product op een schone en droge plaats waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Bewaar het product zodanig dat het onbereikbaar is voor kinderen.
- Bewaar het product in de originele verpakking om het zo goed mogelijk te beschermen.

11 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat het product juist is geladen.• Zorg ervoor dat het product niet met een USB-stroomvoorziening is verbonden. Het product functioneert niet tijdens het opladen.
Het product kan niet worden opgeladen.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de USB-oplaadkabel correct met de oplaadaansluiting en de USB-stroomvoorziening verbonden is.

12 Technische gegevens

Model:	FAC06
Nominale spanning:	3,7 V
Accuvermogen:	2.000 mAh lithium
Aantal LED-lampjes:	60 (gezichtsmasker) 3 (afstandsbediening)
Totaal aantal LED-lampen:	243
Materialen:	silicoon in levensmiddelenkwaliteit, ABS, PC

Gewicht: 352,4 g
Afmetingen (L × B × D): 235 × 223 × 108 mm

13 Afvoer

13.1 Verpakking afvoeren



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

13.2 Product afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, dient u dit volgens de in uw land geldende regelingen af te voeren. Zo wordt gegarandeerd

dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, onafhankelijk of deze gevaarlijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt van uw gemeente/stadsdeel of bij een handelaar, zodat deze op een milieuvriendelijke manier

kunnen worden afgevoerd.

Breng het volledige product (inclusief accu) naar uw verzamelpunt en zorg dat de accu leeg is!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Opmerking: Als u de accu wilt verwijderen, wikkelt u een handdoek rond de afstandsbediening en slaat u de behuizing stuk met een hamer. Zorg dat uw ogen en handen beschermd zijn om te voorkomen dat u gewond raakt. Houd er rekening mee dat het verwijderen van de accu onomkeerbaar is.

14 Garantie

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is steeds bereid u te helpen!

15 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: www.silkn.eu. Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu.

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: klantenservicenl@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

Email: serviceconsommateurbe@silkn.eu

Derechos de autor 2025 © Silk'n Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

Aviso legal

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos
www.silkn.eu - info@silkn.eu

ES

Índice

1	Volumen de suministro/partes del equipo	70
2	Información general	70
2.1	Leer y guardar este manual del usuario	70
2.2	Explicación de símbolos	70
3	Seguridad	71
3.1	Uso apropiado	71
3.2	Indicaciones de seguridad	71
4	Comprobación del producto y del volumen de suministro	75
5	Carga	75
6	Montaje	76
7	Manejo	77
7.1	Ejecución de la sesión	77
7.2	Selección de los modos de control	78
7.3	Función EMS	78
8	Plan de aplicación	79
9	Limpieza	80
10	Almacenamiento	81
11	Búsqueda de fallos	81
12	Datos técnicos	81
13	Eliminación	82
13.1	Eliminación del embalaje	82
13.2	Eliminación del producto	82
14	Garantía	83
15	Atención al cliente	83

I Volumen de suministro/partes del equipo

- | | | | |
|---|---|----|---------------------------------|
| 1 | Máscara para el rostro | 9 | Indicador luminoso del modo EMS |
| 2 | Electrodos | 10 | Botón de control |
| 3 | Enchufe | 11 | Botón EMS |
| 4 | Mando a distancia | 12 | Puerto de carga |
| 5 | Luz LED azul | 13 | Cinta elástica larga, 2× |
| 6 | Indicador luminoso del nivel de batería | 14 | Cinta elástica corta, 2× |
| 7 | Pantalla | 15 | Cable de carga USB |
| 8 | Indicador luminoso del modo LED | | |

ES

2 Información general

2.1 Leer y guardar este manual del usuario



El presente manual del usuario pertenece a esta LED EMS Face Mask (en adelante, el «producto»). Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el uso.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea. Cuando se utilice en territorio extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.



Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.



Lea el manual del usuario.



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



Este símbolo indica la tensión nominal y la corriente nominal para corriente continua (CC).

3 Seguridad

3.1 Uso apropiado

El producto se ha diseñado exclusivamente para restaurar la luminosidad, elasticidad y estructura de la piel. También activa los músculos faciales mediante EMS (estimulación muscular eléctrica). Asimismo, le ayuda a reducir las líneas finas de expresión, las arrugas y otras imperfecciones de la piel. Solo está concebido para uso particular y no para el ámbito industrial.

Utilice el producto únicamente en la forma que se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

3.2 Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Utilice el producto únicamente en interiores.

- El producto únicamente puede utilizarse con una tensión baja de seguridad de acuerdo con el etiquetado del producto.
- No abra la carcasa ni coloque objetos en ella.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
- Utilice el producto únicamente con el cable de carga USB suministrado.
- No utilice el producto ni el cable de carga USB si están dañados o defectuosos. Las piezas dañadas o defectuosas las deberá sustituir el fabricante o el servicio de atención al cliente para evitar riesgos.
- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre el cable de carga USB cuando no esté cargando el producto.
- No toque nunca el cable de carga USB con las manos mojadas o húmedas.
- Nunca transporte, tire ni lleve el producto por el cable de carga USB.
- Mantenga el producto y el cable de carga USB lejos de las llamas y las superficies calientes.

- Tienda el cable de carga USB de forma que no pueda provocar tropiezos.
- No doble el cable de carga USB ni lo enrolle alrededor del producto. No coloque el cable de carga USB sobre bordes afilados.
- No sumerja el producto ni el cable de carga USB en agua u otros líquidos. Mantenga el producto lejos del agua.
- No utilice el producto mientras se está cargando.
- No intente retirar la batería del producto. Este producto contiene baterías que no se pueden sustituir.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos no pueden utilizar el producto, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del producto y comprendan los peligros relacionados. Los niños no pueden jugar con el producto. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento.
- Las mujeres embarazadas, los niños, las personas que sufren de epilepsia, los pacientes con enfermedades del tiroides,

as personas que toman medicación para el tiroides, con fotoalergia o que se medican para tratar la alergia a la luz, no deben utilizar el producto.

- El producto no debe utilizarse en caso de enfermedades cutáneas, supuraciones, heridas accidentales o postoperatorias.
- No utilice el producto si tiene implantes metálicos en el rostro o la boca.
- Utilice la luz LED azul o el modo EMS durante un máximo de 10 minutos por aplicación y un máximo de 3 aplicaciones a la semana.
- Consulte a un médico si no está seguro de si puede usar el producto.
- Si no se encuentra bien, presenta alguna reacción infrecuente (por ejemplo, picor o inflamaciones molestas) o siente en su piel un calor desagradable, deje de utilizar el producto de inmediato.
- No mire directamente a la zona de la fuente de luz del producto.
- Mantenga a los niños alejados del producto y del cable de carga USB.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Mantenga el producto alejado de las llamas, las superficies calientes, las altas temperaturas o las inclemencias del tiempo (por ejemplo, la lluvia).

- No doble ni enrolle el producto.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- Deje de utilizar el producto si las piezas de plástico estuvieran rajadas, rotas o deformadas. Los componentes dañados solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales consiguientes.

4 Comprobación del producto y del volumen de suministro

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.
1. Saque el producto del embalaje.
 2. Asegúrese de que el suministro esté completo (véase la **fig. A**).
 3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

5 Carga

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Utilice únicamente el cable de carga USB suministrado para la carga.
- Cargue el producto únicamente a una temperatura de entre 0 y 40 °C.



- Cargue completamente el producto antes del primer uso y cuando la batería esté baja. El tiempo de carga asciende a aproximadamente 3,5 horas.
- En caso de que el nivel de batería sea bajo, el indicador luminoso del nivel de batería **6** parpadea 5 veces antes de apagarse automáticamente. Cargue el producto.
- El producto no se puede utilizar durante la carga.
- Si el producto se mantiene guardado durante mucho tiempo, debe comprobarse el nivel de carga y la batería debe cargarse regularmente.

ES

1. Conecte el extremo más pequeño del cable de carga USB **15** en el puerto de carga **12** del mando a distancia **4**.
2. Para cargar, inserte el extremo grande del cable de carga USB en el puerto USB de una fuente de corriente USB adecuada (no incluida) (p. ej., una fuente de alimentación USB, tipo 5 V CC, 1 A).
3. Enchufe el adaptador de corriente USB en una toma de corriente.

El indicador luminoso del nivel de batería **6** le indica el estado de la carga. El proceso de carga se habrá completado cuando todas las zonas del indicador luminoso del nivel de batería estén iluminadas de forma continua.

4. Una vez finalizada la carga, desenchufe la fuente de alimentación USB de la toma de corriente y desconecte el cable de carga USB del puerto de carga del mando a distancia.

6 Montaje

1. Abra los cierres de velcro de las cintas elásticas.
2. Pase las cintas elásticas largas **13** por las aberturas superiores y las cintas elásticas cortas **14** por las aberturas inferiores de la máscara para el rostro **1** (véase el paso 1 de la **fig. B**).
3. Cierre los cierres de velcro para asegurar las cintas elásticas en la máscara para el rostro (véase el paso 2 de la **fig. B**).

7 Manejo

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Utilice la luz LED azul o el modo EMS durante un máximo de 10 minutos por aplicación y un máximo de 3 aplicaciones a la semana.

ES

7.1 Ejecución de la sesión

1. Cargue completamente el producto y coloque correctamente las cintas elásticas **13**/**14** (véanse los capítulos «Carga» y «Montaje»).
2. Límpiase y séquese bien el rostro y las manos. Asegúrese de estar libre de maquillaje e impurezas.
3. Siéntese o tumbese y coloque la máscara **1** sobre el rostro.
4. Con ayuda de los cierres de velcro situados en los extremos de las cintas elásticas, coloque la máscara para el rostro de forma que descansa cómodamente sobre el rostro. Asegúrese de que los electrodos **2** entren en contacto con la piel.
5. Conecte el enchufe **3** de la máscara para el rostro en el puerto de carga **12**.
6. Mantenga presionado el botón de control **10** para encender el producto.
El producto activa la función LED por defecto tras el encendido. El mensaje «F1» aparece brevemente en la pantalla **7** antes de que se inicie la cuenta atrás en el temporizador (10 minutos).
7. Si lo desea, vuelva a pulsar el botón de control para seleccionar otro modo de control.
Para obtener más información, consulte el capítulo «Selección de los modos de control».
8. El producto se apaga automáticamente tras la cuenta atrás. Retire la máscara para el rostro y aplique un sérum o una crema de día/noche sobre la piel.
Puede mantener pulsado el botón de control para apagar el producto en cualquier momento.

7.2 Selección de los modos de control

- Pulse varias veces el botón de control **10** para consultar los modos de control (F1–F4).
- Descripción de los modos de control:

	Modo	Ideal para
F1	LED (rojo, rojo oscuro, infrarrojo cercano e infrarrojo profundo)	Antienvejecimiento: reduce las líneas finas y las arrugas, reconstruye las fibras de colágeno y elastina y ayuda a mejorar la microcirculación para lograr una piel más firme y tensa.
F2	LED (ámbar, rojo oscuro, infrarrojo cercano e infrarrojo profundo)	Reduce la pigmentación y las rojeces, calma la piel y favorece la producción de colágeno para lograr un tono de piel más uniforme y una piel más firme.
F3	LED (rojo y rojo oscuro)	Regula la producción sebácea en el rostro, calma la piel sensible y reduce las rojeces.
F4	LED (azul)	Acelera la desaparición de las rojeces relacionadas con el acné y proporciona un tono de piel más uniforme.

- El indicador luminoso del modo LED **8** se enciende cuando la función LED está activada.
- Las luces LED azules **5** se encienden cuando se selecciona el modo F4.
- El modo de control seleccionado se muestra brevemente en la pantalla **7** antes de que comience la cuenta atrás en el temporizador (10 minutos). El temporizador se reinicia si selecciona un modo de control diferente.

7.3 Función EMS



La función EMS (estimulación muscular eléctrica) genera microcorrientes para estimular el movimiento muscular, mejorar la circulación sanguínea y favorecer la producción de colágeno y elastina.

Para activar la función EMS:

1. Mantenga pulsado el botón EMS **11** para activar la función EMS. La intensidad viene ajustada de serie al nivel 1. Esto aparece brevemente como «L1» en la pantalla **7**.
La función EMS solo funciona en los modos LED 1, 2 y 3.
El indicador luminoso del modo EMS **9** se enciende cuando se ha seleccionado la función EMS.
2. Pulse el botón EMS varias veces para consultar los niveles de potencia EMS (1–8).

A fin de evitar molestias, un nivel de potencia superior solo se activa aproximadamente 1,5 segundos después de la selección. La pantalla muestra alternativamente el nivel de intensidad EMS seleccionado (con una «L»), el modo de control actual (con una «F») y el tiempo de aplicación restante.

- Notará cómo los débiles impulsos eléctricos provocan la contracción de los músculos faciales. Utilice el nivel de energía más elevado que le resulte agradable. Reduzca el nivel de energía en cuanto sienta molestias.
- La aplicación dura lo que dura la aplicación LED seleccionada. El producto se apaga automáticamente tras la cuenta atrás. Puede mantener pulsado el botón de control para apagar el producto en cualquier momento.
- Si desea dejar de utilizar la función EMS durante una aplicación LED, mantenga pulsado el botón EMS hasta que se apague la función EMS.

8 Plan de aplicación

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Utilice la luz LED azul o el modo EMS durante un máximo de 10 minutos por aplicación y un máximo de 3 aplicaciones a la semana. Los demás modos pueden utilizarse a diario a partir de la cuarta semana.

Siga el siguiente programa cuando utilice el producto por primera vez:

Primera semana	Utilice el producto una vez cada 3 días durante un máximo de 10 minutos cada vez.
Segunda semana	Utilice el producto una vez cada 2 días durante un máximo de 10 minutos cada vez.
Tercera semana	Utilice el producto una vez cada 2 días durante un máximo de 10 minutos cada vez.
Cuarta semana	Utilice el producto una vez al día durante un máximo de 20 minutos cada vez.

ES


Una vez se noten los resultados, ajuste la frecuencia a una o dos veces por semana.

9 Limpieza

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Desconecte siempre el producto de la fuente de corriente antes de limpiarlo.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice productos de limpieza agresivos (por ejemplo, vinagre o producto antical), cepillos con cerdas de metal o nailon y objetos de limpieza afilados o metálicos, como cuchillos, espátulas duras y similares.
- No utilice agua caliente para la limpieza.
- Limpie la máscara para el rostro  con un paño húmedo o de limpieza con base de agua. A continuación, séquela bien con un paño seco.

10 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños.
- Guarde el producto en el embalaje original para protegerlo lo mejor posible.

ES

11 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el producto esté bien cargado.• Asegúrese de que el producto no está conectado a una fuente de corriente USB. El producto no funciona durante la carga.
El producto no se carga.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el cable de carga USB esté conectado correctamente al puerto de carga y a la fuente de corriente USB.

12 Datos técnicos

Modelo:	FAC06
Tensión nominal:	3,7 V
Capacidad de la batería:	2000 mAh litio
Cantidad de luces LED:	60 (máscara para el rostro) 3 (mando a distancia)
Cantidad total de bombillas LED:	243
Materiales:	Silicona alimentaria, ABS, PC
Peso:	352,4 g
Dimensiones (largo × ancho × profundo):	235 × 223 × 108 mm

13 Eliminación

13.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

ES

13.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida separada de materiales.)



¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región**. Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

¡Las baterías y las pilas no se pueden tirar a la basura doméstica!



Como consumidor final, usted está legalmente obligado a entregar todas las pilas y baterías, independientemente de que contengan o no sustancias peligrosas*, en un punto de recogida del municipio o del distrito municipal o en un distribuidor para que puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente. ¡Lleve el producto completo (incluida la batería) a su punto de recogida y asegúrese de que la batería está descargada!

*indicadas mediante: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

Aviso: Si desea retirar la batería, envuelva el mando a distancia con una toalla y golpee la carcasa con un martillo. Asegúrese de que los ojos y las manos estén protegidos para evitar lesiones. Tenga en cuenta que la extracción de la batería no es reversible.

14 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

15 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: www.silkn.eu. Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu.

Número de servicio: 900 823 302

Email: servicioalcliente@silkn.eu

Avvertenze legali

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

IT

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silk'n Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silk'n Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Indice

1	Dotazione/parti dell'apparecchio	86
2	Informazioni generali	86
2.1	Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	86
2.2	Spiegazione dei simboli	86
3	Sicurezza	87
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	87
3.2	Avvertenze di sicurezza	87
4	Controllo del prodotto e della dotazione	91
5	Ricarica	91
6	Montaggio	92
7	Utilizzo	93
7.1	Esecuzione della sessione	93
7.2	Selezionare la modalità di funzionamento	93
7.3	Funzione EMS	94
8	Piano di applicazione	95
9	Pulizia	96
10	Conservazione	96
11	Ricerca anomalie	97
12	Dati tecnici	97
13	Smaltimento	98
13.1	Smaltimento dell'imballaggio	98
13.2	Smaltimento del prodotto	98
14	Garanzia	99
15	Servizio di assistenza clienti	99

I Dotazione/parti dell'apparecchio

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Maschera per il viso | 9 Spia modalità EMS |
| 2 Elettrodi | 10 Tasto di comando |
| 3 Connettore | 11 Tasto EMS |
| 4 Telecomando | 12 Connettore di ricarica |
| 5 Luce LED blu | 13 Elastico lungo, 2× |
| 6 Spia luminosa dello stato della batteria | 14 Elastico corto, 2× |
| 7 Display | 15 Cavo di ricarica USB |
| 8 Spia modalità LED | |

IT

2 Informazioni generali

2.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'accessorio LED EMS Face Mask (di seguito denominato "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per un uso successivo. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per la manipolazione e l'uso.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).



Questo simbolo indica la tensione nominale e la corrente nominale della corrente continua.

3 Sicurezza

3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è stato concepito esclusivamente per rendere di nuovo splendente la pelle restituendole elasticità e struttura. Inoltre, attiva i muscoli del viso tramite la EMS (stimolazione muscolare elettrica). Inoltre, aiuta a ridurre le linee sottili, le rughe e altre imperfezioni della pelle. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

3.2 Avvertenze di sicurezza



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.

- Il prodotto può essere azionato soltanto con una bassa tensione di sicurezza in base all'identificazione sul prodotto.
- Mai aprire l'involucro e infilare oggetti nell'involucro.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente con il cavo di ricarica USB in dotazione.
- Non utilizzare il prodotto o il cavo di ricarica USB se sono danneggiati o difettosi. Le parti danneggiate o difettose devono essere sostituite dal produttore o dal servizio clienti per evitare rischi.
- Spegnerne sempre il prodotto in caso di inutilizzo, pulizia o guasti. Quando il prodotto non è in carica, scollegare sempre il cavo di ricarica USB.
- Non toccare mai il cavo di ricarica USB con le mani bagnate o umide.
- Non trasportare, tirare o portare il prodotto afferrando il cavo di ricarica USB.
- Tenere il prodotto e il cavo di ricarica USB lontano da fiamme libere e superfici roventi.

- Posare il cavo di ricarica USB in modo tale che nessuno possa inciamparvi.
- Non piegare il cavo di ricarica USB e non avvolgerlo intorno al prodotto. Non far passare il cavo di ricarica USB su spigoli vivi.
- Non immergere il prodotto o il cavo di ricarica USB in acqua o altri liquidi. Tenerli lontani dall'acqua.
- Non usare il prodotto mentre si sta caricando.
- Non tentare di estrarre le batterie dal prodotto. Questo prodotto contiene batterie ricaricabili che non sono sostituibili.

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Questo prodotto non deve essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o intellettive o da persone con esperienza e conoscenza insufficiente, a meno che non siano sorvegliate o non siano state istruite sull'uso sicuro del prodotto e ne comprendano i pericoli connessi. Ai bambini non è consentito giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da donne in gravidanza, bambini, persone con

epilessia, pazienti affetti da tiroide, persone che assumono farmaci per la tiroide, persone fotoallergiche o che assumono farmaci per il trattamento di un'allergia alla luce.

- Il prodotto non deve essere utilizzato per malattie della pelle, suppurazione di ferite, ferite accidentali e post-operatorie.
- Non usare il prodotto se si hanno impianti metallici nel viso / nella bocca.
- Usare la luce LED blu o EMS al massimo per 10 minuti per ogni uso e al massimo per 3 usi a settimana.
- Consultare il medico se non si è sicuri di poter utilizzare il prodotto.
- In caso di malessere, di reazioni anomale (ad esempio prurito o infiammazioni fastidiose) o se la pelle diventa particolarmente calda con sensazione di fastidio, interrompere l'uso del prodotto.
- Non guardare direttamente nella fonte luminosa del prodotto.
- Tenere i bambini lontano dal prodotto e dal cavo di ricarica USB.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, superfici calde, temperature elevate o agenti atmosferici (ad es. pioggia).

- Non piegare il prodotto e non arrotolarlo.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano crepe, rotture o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.

IT

4 Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.
1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Accertarsi che la dotazione sia completa (vedi **fig. A**).
 3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

5 Ricarica



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Per ricaricare il prodotto utilizzare soltanto il cavo di ricarica USB in dotazione.

- Ricaricare il prodotto soltanto a temperature comprese tra 0 e 40 °C.



- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica. Il tempo di caricamento è di ca. 3,5 ore.
 - Quando il livello della batteria è basso, la spia luminosa dello stato della batteria **6** lampeggia 5 volte prima che il prodotto si spenga automaticamente. Ricaricare il prodotto.
 - Durante il tempo di ricarica non si deve utilizzare il prodotto.
 - Se il prodotto viene riposto per un periodo di tempo prolungato, controllare il livello della batteria e ricaricare regolarmente il prodotto.
1. Inserire l'estremità più piccola del cavo di ricarica USB **15** nel connettore di ricarica **12** del telecomando **4**.
 2. Per effettuare la ricarica, inserire l'altra estremità del cavo di ricarica USB nella porta USB di una fonte di alimentazione USB adatta (non in dotazione) (ad es. un alimentatore USB a spina, tipo 5 V DC, 1 A).
 3. Per la ricarica, inserire l'alimentatore USB in una presa di corrente.
Le spie luminose dello stato della batteria **6** mostrano lo stato di carica. Il caricamento è completo quando tutte le sezioni della spia luminosa dello stato della batteria si accendono in modo continuo.
 4. Al termine del processo di ricarica scollegare l'alimentatore USB dalla presa di corrente e il cavo di ricarica USB dal connettore di ricarica del telecomando.

6 Montaggio

1. Aprire le chiusure a strappo degli elastici.
2. Portare gli elastici lunghi **13** sopra le aperture superiori e gli elastici corti **14** sopra le aperture inferiori della maschera per il viso **1** (vedi passo 1 in **fig. B**).
3. Chiudere le chiusure a strappo per fissare gli elastici alla maschera per il viso (vedi passo 2 in **fig. B**).

7 Utilizzo

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Usare la luce LED blu o EMS al massimo per 10 minuti per ogni uso e al massimo per 3 usi a settimana.

7.1 Esecuzione della sessione

1. Caricare completamente il prodotto e fissare correttamente gli elastici (13/14) (vedi il capitolo "Ricarica" e "Montaggio").
2. Lavare e asciugare accuratamente il viso e le mani. Assicurarsi che siano privi di trucco e di impurità.
3. Sedersi o sdraiarsi e posizionare la maschera per il viso (1) sul viso.
4. Utilizzando le chiusure a strappo alle estremità degli elastici, posizionare la maschera per il viso in modo che sia comodamente appoggiata sul viso. Accertarsi che gli elettrodi (2) siano a contatto con la pelle.
5. Collegare il connettore (3) della maschera per il viso al connettore di ricarica (12).
6. Per accendere il prodotto premere il tasto di comando (10).
Dopo l'accensione il prodotto attiva come di consueto la funzione LED. Il messaggio „F1“ viene visualizzato brevemente sul display (7) prima dell'inizio del timer (10 minuti).
7. Quando si vuole, premere di nuovo il tasto di comando per selezionare un'altra modalità di funzionamento.
Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Selezionare la modalità di funzionamento".
8. Il prodotto si spegne automaticamente dopo il countdown. Rimuovere la maschera per il viso e applicare un siero e/o una crema giorno/notte sulla pelle.
È inoltre possibile spegnere il prodotto in qualsiasi momento tenendo premuto il tasto di comando.

7.2 Selezionare la modalità di funzionamento

- Per vedere le varie modalità di funzionamento (F1–F4) premere più volte il tasto di comando (10).
- Descrizione della modalità di funzionamento:

	Modalità	Scopo
F1	LED (rosso, rosso scuro, vicino infrarosso e profondo vicino infrarosso)	Antiage: Riduce le linee sottili e le piccole rughe, ricostruisce le fibre di collagene ed elastina e aiuta a migliorare la microcircolazione per contribuire a una pelle più soda e compatta.
F2	LED (ambra, rosso scuro, vicino infrarosso e profondo vicino infrarosso)	Riduce la pigmentazione e i rossori, lenisce la pelle e incoraggia la produzione di collagene per un tono di pelle più uniforme e per una pelle più soda.
F3	LED (rosso e rosso scuro)	Regolarizza la produzione di sebo del viso, lenisce pelli sensibili e diminuisce rossori.
F4	LED (blu)	Accelera la scomparsa degli arrossamenti causati dall'acne e garantisce un tono di pelle più uniforme.

- La spia modalità LED **8** si accende quando la funzione LED è attiva.
- La luce LED blu **5** si accende quando si seleziona la modalità F4.
- La modalità di funzionamento selezionata si visualizza brevemente sul display **7** prima dell'inizio del timer (10 minuti). Il timer si resetta quando si seleziona un'altra modalità di funzionamento.

7.3 Funzione EMS



La funzione EMS (stimolazione muscolare elettrica) produce microcorrenti con conseguenti movimenti muscolari, che migliorano la circolazione sanguigna e la produzione di collagene ed elastina.

Per attivare la funzione EMS:

1. Tenere premuto il tasto EMS **11** per attivare la funzione EMS. L'intensità è impostata di norma sul livello 1. Viene visualizzato brevemente sul display **7** come "L1".

La funzione EMS funziona solo in modalità LED 1, 2 e 3.

La spia modalità EMS  si accende quando la funzione EMS è selezionata.

2. Per scorrere i livelli di potenza EMS (1–8) premere più volte il tasto EMS.

Per evitare malesseri, un livello di potenza maggiore viene attivato solo ca. 1,5 secondi dopo la selezione.

Il display mostra alternativamente il livello di intensità EMS selezionato (con una "L"), la modalità di funzionamento attuale (con una "F") e il tempo di utilizzo rimanente.

- Noterete che i deboli impulsi elettrici provocano contrazioni dei muscoli facciali. Usare il livello di energia massimo che non crea malessere. Ridurre il livello di energia non appena si avverte disagio.
- L'uso supera la durata dell'uso LED selezionato. Il prodotto si spegne automaticamente dopo il countdown. È inoltre possibile spegnere il prodotto in qualsiasi momento tenendo premuto il tasto di comando.
- Se si vuole fermare l'uso della funzione EMS durante un uso LED, tenere premuto il tasto EMS finché la funzione EMS non sarà disattivata.

8 Piano di applicazione

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Usare la luce LED blu o EMS al massimo per 10 minuti per ogni uso e al massimo per 3 usi a settimana. Tutte le altre modalità possono essere usate giornalmente dalla quarta settimana.

Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, seguire il seguente schema:

Prima settimana	Usare ogni 3 giorni per max. 10 minuti alla volta
-----------------	---

Seconda settimana	Usare ogni 2 giorni per max. 10 minuti alla volta
Terza settimana	Usare ogni 2 giorni per max. 10 minuti alla volta
Quarta settimana	Usare ogni giorno per max. 20 minuti alla volta

Quando si manifestano i risultati, regolare la frequenza a una o due volte alla settimana.


IT

9 Pulizia

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di eseguire la pulizia.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non usare detergenti aggressivi (ad es. aceto o prodotti decalcificanti), spazzole con setole in metallo o nylon e utensili di pulizia taglienti o metallici come coltelli, spatole dure e simili.
- Non pulire con acqua calda.
- Pulire la maschera per il viso  con un panno umido o un panno per la pulizia a base d'acqua, quindi asciugarle con un panno asciutto.

10 Conservazione

Prima di riporre il prodotto tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

- Riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.

- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.
- Per una migliore protezione, conservare il prodotto nella confezione originale.

11 Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

Problema	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il prodotto sia ricaricato in modo corretto. • Assicurarsi che il prodotto non sia collegato a una fonte di alimentazione USB. Il prodotto non funziona durante la ricarica.
Il prodotto non si ricarica.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il cavo di ricarica USB sia collegato correttamente tra il connettore di ricarica e la fonte di alimentazione USB.

12 Dati tecnici

Modello:	FAC06
Tensione nominale:	3,7 V
Capacità della batteria ricaricabile:	2.000 mAh litio
Numero di luci LED:	60 (maschera per il viso) 3 (telecomando)
Quantità complessiva delle lampadine LED:	243
Materiali:	Silicone per uso alimentare, ABS, PC
Peso:	352,4 g
Dimensioni (L × P × H):	235 × 223 × 108 mm

13 Smaltimento

13.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

13.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria regione.**

In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici vengono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!



Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Portare il prodotto completo (compresa la batteria) al punto di raccolta e assicurarsi che la batteria sia scarica!

* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Avviso: Se si desidera rimuovere la batteria ricaricabile, avvolgere un panno intorno al telecomando e rompere l'alloggiamento con un martello. Prestare attenzione a proteggere gli occhi e le mani per evitare eventuali lesioni. Tenere presente che la rimozione della batteria ricaricabile è un'operazione irreversibile.

14 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarla!

IT

15 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: www.silkn.eu. Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu.

Numero del servizio: +31(0)180-330550

E-mail: servizioclientiit@silkn.eu

Telif Hakkı 2025 © Silkn Beauty Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımnî veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

TR

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silkn Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silk'n logosu Silkn Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda
www.silkn.eu – info@silkn.eu

İçindekiler

1	Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları	102
2	Genel bilgiler	102
2.1	Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması	102
2.2	Sembol açıklamaları	102
3	Güvenlik	103
3.1	Amaca uygun kullanım	103
3.2	Güvenlik uyarıları	103
4	Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü	106
5	Şarj etme	107
6	Montaj	108
7	Kullanım	108
7.1	İşlemi uygulamak	108
7.2	Çalışma Modlarını Seçme	109
7.3	EMS İşlevi	109
8	Uygulama planı	110
9	Temizleme	111
10	Saklama	111
11	Hata arama	111
12	Teknik bilgiler	112
13	İmha	112
13.1	Ambalajın imhası	112
13.2	Ürünün imhası	112
14	Garanti bilgileri	113
15	Müşteri Hizmetleri	113

I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- 1 Yüz maskesi
- 2 Elektrotlar
- 3 Fiş
- 4 Uzaktan kumanda
- 5 Mavi LED Işıklar
- 6 Pil durumu kontrol ışığı
- 7 Ekran
- 8 LED modu Kontrol Işığı
- 9 EMS modu Kontrol Işığı
- 10 Kumanda tuşu
- 11 EMS düğmesi
- 12 Şarj bağlantısı
- 13 2 x Uzun Lastik Bant
- 14 2 x Kısa Lastik Bant
- 15 USB Şarj Kablosu

TR

2 Genel bilgiler

2.1 Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması



Bu kullanım kılavuzu bu LED EMS Face Mask (bundan böyle "ürün" olarak anılacaktır) ürününe aittir. İlk defa çalıştırılması ve kullanımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.



UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

UYARI!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekanlarda).



Bu sembol, doğru akım için nominal gerilimi ve nominal akımı belirtir.

3 Güvenlik

3.1 Amaca uygun kullanım

Ürün, cildinizin parlaklığını, elastikiyetini ve dokusunu geri kazandırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca EMS (elektiriksel kas stimülasyonu) ile yüz kaslarını harekete geçirir. Bunun yanı sıra ince çizgilerin, kırışıklıkların ve diğer cilt kusurlarının azaltılmasına yardımcı olur. Sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari alanda kullanıma uygun değildir.

Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

3.2 Güvenlik uyarıları



UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.
- Ürün, üzerindeki işarete uygun olarak yalnızca ekstra düşük voltajla çalıştırılmalıdır.

- Gvdeyi aımayın ve gvdeye herhangi bir cisim sokmayın.
- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun paralar kullanılabilir. Bu rnde tehlike kaynaklarından korunma baėlamında temel neme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
- rn sadece birlikte teslim edilen USB Őarj kablosuyla kullanın.
- Hasarlı veya bozuk olmaları halinde rn veya USB Őarj kablosunu kullanmayın. Risklerin engellenmesi iin, hasarlı ya da bozuk paralar retici ya da mŐteri hizmetleri tarafından deėiŐtirilmelidir.
- Kullanmadıėınızda, temizlerken veya bir arıza ortaya ıktıėında rn daima kapatın. rn Őarj etmiyorsanız USB Őarj kablosunu daima prizden ıkarın.
- USB Őarj kablosuna asla ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın.
- rn asla USB Őarj kablosundan tutarak taŐımayın ya da USB Őarj kablosundan ekmeyin.
- rn ve USB Őarj kablosunu aık alevlerden ve sıcak yzeylerden uzak tutun.
- USB Őarj kablosunu takılıp dŐmeye sebep olmayacak Őekilde yerleŐtirin.
- USB Őarj kablosunu kıvırmayın ve rnn zerine sarmayın. USB Őarj kablosunu keskin

kenarlar üzerine yerleřtirmeyin.

- Ürünü veya USB řarj kablosunu suya veya başka sıvılara sokmayın. Sudan uzak tutun.
- Ürünü řarj olurken kullanmayın.
- Pili üründen çıkarmaya çalışmayın. Bu ürün deęiřtirilemeyen piller ięerir.



UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Ürün, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri sınırlı olan kiřiler ya da deneyim ve bilgi eksiklięi bulunan bireyler tarafından, bu kiřiler güvenli kullanım konusunda bilgilendirilip ilgili tehlikeleri anlamadıkça veya denetlenmedikçe kullanılmamalıdır. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ürün hamile kadınlar, çocuklar, epilepsisi olanlar, tiroid hastaları, tiroid ilacı alan kiřiler, fotoalerjik kiřiler veya fotodermatoz tedavisi için ilaç alan kiřiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Ürün cilt hastalıklarında, yara iltihaplanmasında, kaza sonucu ortaya çıkan ve ameliyat sonrası yaralarda kullanılamaz.
- Yüzünüzde ya da ağzınızda metal implantlar varsa ürünü kullanmayın.
- Mavi LED ışığı veya EMS modunu bir uygulamada en fazla 10 dakika ve haftada en fazla 3 kez kullanın.

- Ürünü kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz doktorunuza başvurun.
- Kendinizi huzursuz hissediyorsanız, anormal reaksiyonlar gösteriyorsanız (örn. kaşıntı veya rahatsız edici iltihaplar) veya cildiniz rahatsız edecek şekilde ısınıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın.
- Ürünün ışık kaynağı bölgesine doğrudan bakmayın.
- Çocukları üründen ve USB şarj kablosundan uzak tutun.

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü açık ateşten, sıcak yüzeylerden, yüksek sıcaklıklardan veya hava koşullarının etkilerinden (örn. yağmur) uzak tutun.
- Ürünü katlamayın veya sarmayın.
- Ürünün üstüne ağır nesnelere koymayın.
- Plastik parçaları kırılmış, çatlamış veya deforme olmuşsa ürünü artık kullanmayın. Hasarlı parçaları yalnızca uygun orijinal yedek parçalarla değiştirin.

4 Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma sırasında çok dikkatli davranın.

1. Ürünü ambalajından çıkartın.
2. Teslimatın tam yapılıp yapılmadığından emin olun (bkz. **şek. A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bu durumda teknik servimize başvurun.

5 Şarj etme

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Şarj etmek için sadece birlikte gönderilen USB şarj kablosunu kullanın.
- Ürünü sadece 0 ila 40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.



- Ürünü ilk kullanımdan önce ve pil seviyesi düştüğünde tamamen şarj edin. Şarj süresi yaklaşık 3,5 saattir.
 - Pil seviyesi düşük olduğunda, otomatik kapanma gerçekleşmeden önce pil durumu kontrol ışığı **6** 5 kez yanıp söner. Ürünü şarj edin.
 - Ürün şarj sırasında kullanılamaz.
 - Ürün uzun süre saklanacaksa, pil seviyesi kontrol edilmeli ve düzenli olarak şarj edilmelidir.
1. USB şarj kablosunun **15** küçük ucunu uzaktan kumandanın **4** şarj bağlantısına **12** takın.
 2. Şarj etmek için, USB şarj kablosunun büyük ucunu uygun bir USB güç kaynağının (dahil değildir) USB girişine takın (örneğin, 5 V DC, 1 A USB adaptörü).
 3. Şarj için USB güç adaptörünü bir prize takın.
Pil durumu kontrol ışığı **6** size şarj durumunugösterir. Pil durumu kontrol ışığının tüm bölümleri sürekli olarak yanarsa, şarj işlemi tamamlanmıştır.
 4. Şarj işlemi tamamlandığında, USB güç adaptörünü prizden çıkarın ve USB şarj kablosunu uzaktan kumandanın şarj bağlantısından ayırın.

6 Montaj

1. Lastik bantların cırt cırtlarını açın.
2. Uzun lastik bantları (13) yüz maskesinin (1) üst deliklerinden ve kısa lastik bantları (14) alt deliklerinden geçirin (bkz. **şek. B**, adım 1).
3. Yüz maskesindeki lastik bantları sabitlemek için cırt cırtları kapatın (bkz. **şek. B**, adım 2).

7 Kullanım

! UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Mavi LED ışığını veya EMS modunu bir uygulamada en fazla 10 dakika ve haftada en fazla 3 kez kullanın.

7.1 İşlemi uygulamak

1. Ürünü tam olarak şarj edin ve lastik bantları (13)/(14) uygun şekilde takın (bkz. bölüm "Şarj etme" ve "Montaj").
2. Yüzünüzü ve ellerinizi iyice yıkayın ve kurutun. Cildinizin makyaj ve kirlere arındırıldığından emin olun.
3. Oturarak veya yatarak yüz maskesini (1) yüzünüze yerleştirin.
4. Yüz maskesini, lastik bantların uçlarındaki cırt cırtları kullanarak yüzünüze rahatça oturacak şekilde yerleştirin. Elektrotların (2), cildinizle temas halinde olmasına dikkat edin.
5. Yüz maskesinin fişini (3) şarj bağlantısına (12) bağlayın.
6. Ürünü çalıştırmak için kumanda tuşunu (10) basılı tutun.
Ürün açıldığında, varsayılan olarak LED işlevini etkinleştirir. "FI" mesajı kısa süreliğine ekranda (7) görüntülenir ve ardından zamanlayıcı geri sayımı (10 dakika) başlar.
7. Başka bir çalışma modunu seçmek isterseniz, kumanda tuşuna tekrar basın.
Daha fazla bilgi için "Çalışma Modlarını Seçme" bölümüne bakın.
8. Geri sayım tamamlandığında ürün otomatik olarak kapanır. Yüz maskesini çıkarın ve cildinize bir serum ve/veya gündüz/gece kremi uygulayın.
Ürünü dilediğiniz zaman kapatmak için kumanda tuşunu basılı tutabilirsiniz.

7.2 Çalışma Modlarını Seçme

- Çalışma modlarını (F1–F4) geçmek için kumanda tuşuna **10** birkaç kez basın.
- Çalışma Modlarının Tanımı:

	Mod	En uygun olduğu alanlar
F1	LED (Kırmızı, Koyu Kırmızı, Yakın Kızılötesi & Derin Yakın Kızılötesi)	Anti-Aging: ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltır, kolajen ve elastin liflerini yeniden yapılandırır ve daha sıkı ve sağlam bir cilt için mikro dolaşımı iyileştirir.
F2	LED (Kehribar Rengi, Koyu Kırmızı, Yakın Kızılötesi & Derin Yakın Kızılötesi)	Pigmentasyonu ve kızarıklıkları azaltır, cildi yatıştırır ve daha düzgün bir cilt tonu ve sıkı bir cilt için kolajen üretimini destekler.
F3	LED (Kırmızı & Koyu Kırmızı)	Yüzdeki sebum üretimini düzenler, hassas cildi yatıştırır ve kızarıklığı azaltır.
F4	LED (Mavi)	Akneye bağlı kızarıklıkların azalmasını hızlandırır ve daha dengeli cilt tonu elde edilmesini sağlar.

- LED işlevi aktif olduğunda LED modu kontrol ışığı **8** yanar.
- F4 modu seçildiğinde mavi LED ışıkları **5** yanar.
- Seçilen çalışma modu, zamanlayıcı geri sayımı (10 dakika) başlamadan önce kısa bir süre ekranda **7** gösterilir. Başka bir çalışma modu seçtiğinizde zamanlayıcı sıfırlanır.

7.3 EMS İşlevi



EMS işlevi (elektriksel kas stimülasyonu), mikro akımlar oluşturarak kas hareketlerini teşvik eder, kan dolaşımını iyileştirir ve kolajen ile elastin üretimini destekler.

EMS işlevini etkinleştirmek için:

1. EMS işlevini açmak için EMS düğmesine **11** basılı tutun. Yoğunluk varsayılan olarak 1. seviyeye ayarlıdır. Bu, ekranda **7** kısa süreyle "L1" olarak görüntülenir. EMS işlevi yalnızca LED modları 1, 2 ve 3'te çalışır. EMS modu seçildiğinde EMS modu kontrol ışığı **9** yanar.

2. EMS güç seviyeleri (1–8) arasında geçiş yapmak için EMS düğmesine birkaç kez basın.
Rahatsızlığı önlemek için daha yüksek bir güç seviyesi, seçimden yaklaşık 1,5 saniye sonra etkinleştirilir.
Ekran, seçilen EMS yoğunluk seviyesini ("L" ile), mevcut çalışma modunu ("F" ile) ve kalan kullanım süresini dönüşümlü olarak gösterir.
- Zayıf elektrik sinyallerinin, yüz kaslarınızda nasıl kontraksiyonlara neden olduğunu fark edeceksiniz. Kendinizi rahat hissettiğiniz en yüksek enerji seviyesini kullanın. Rahatsızlık hissettiğiniz anda enerji seviyesini düşürün.
 - Uygulama, seçilen LED uygulamanızın süresi boyunca devam eder. Geri sayım tamamlandığında ürün otomatik olarak kapanır. Ürünü dilediğiniz zaman kapatmak için kumanda tuşunu basılı tutabilirsiniz.
 - EMS işlevini bir LED uygulaması sırasında durdurmak isterseniz, EMS düğmesine basılı tutun, EMS işlevi kapanana kadar bekleyin.

8 Uygulama planı

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Mavi LED ışığını veya EMS modunu bir uygulamada en fazla 10 dakika ve haftada en fazla 3 kez kullanın. Diğer tüm modlar dördüncü haftadan itibaren günlük olarak kullanılabilir.

Ürünü ilk kez kullanırken aşağıdaki zaman planını takip edin:

Birinci hafta	Her 3 günde bir kere her defasında maks. 10 dakika kullanın
İkinci hafta	Her 2 günde bir kere her defasında maks. 10 dakika kullanın
Üçüncü hafta	Her 2 günde bir kere her defasında maks. 10 dakika kullanın
Dördüncü hafta	Günde bir kez ve her seferinde en fazla 20 dakika kullanın


Sonuçlar görüldüğünde sıklığı haftada bir veya iki kere uyarlayın.

9 Temizleme

UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü temizlemeden önce her zaman elektrik kaynağından ayırın.

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Aşındırıcı temizleyiciler (örn. sirke veya kireç çözücü), metal veya naylon fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.
- Temizlik için sıcak su kullanmayın.
- Yüz maskesini  nemli bir bez veya su bazlı bir temizlik beziyle silin. Maskeleri daha sonra kuru bir bezle kurulayın.

10 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır.

- Ürünü sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- Ürünü mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmek için orijinal ambalajında muhafaza edin.

11 Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Ürünün gerektiği gibi şarj edildiğinden emin olun.• Ürünün bir USB elektrik kaynağı ile bağlı olmadığından emin olun. Ürün şarj esnasında çalışmaz.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün şarj olmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> USB şarj kablosunun şarj bağlantısı ile USB güç kaynağı arasında güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

12 Teknik bilgiler

Model:	FAC06
Nominal gerilim:	3,7 V
Batarya kapasitesi:	2.000 mAh Lityum
LED ışıkların sayısı:	60 (Yüz maskesi)
	3 (Uzaktan kumanda)
Toplam LED Ampul Sayısı:	243
Malzemeler:	Gıda sınıfı silikon, ABS, PC
Ağırlık:	352,4 g
Ölçüler (U × G × D):	235 × 223 × 108 mm

13 İmha

13.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

13.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların kurallara uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı,

elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

Bataryalar ve piller evsel atıklarla birlikte imha edilemez!



Son kullanıcı olarak, tehlikeli maddeler* içersin ya da içermesin, tüm batarya ve pilleri çevre dostu bir şekilde imha veya bertaraf edilebilmeleri için belediyenin/ilçenin toplama merkezine teslim etmekten yasal olarak sorumlusunuz.

Bataryalar dahil eksiksiz ürünü toplama merkezimize götürün ve bataryaların boşaltıldığından emin olun!

* şöyle belirtilir: Cd = Kadmiyum, Hg = Cıva, Pb = Kurşun

TR

Not: Pili çıkarmak isterseniz, uzaktan kumandayı bir havluya sarın ve kasayı bir çekiçle kırın. Yaralanmalar olmasını önlemek için gözleminizin ve ellerinizin korunmuş olduğundan emin olun. Bataryayı çıkarmanın geri dönüşü olmayan bir işlem olduğunu unutmayın.

14 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

15 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: www.silkkn.eu. Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak www.silkkn.eu adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31(0)180-330550

E-posta: info@silkkn.eu

Aviso legal

A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

PT

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silk'n Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silk'n Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registadas da Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Índice

1	Volume de fornecimento/peças do aparelho	116
2	Informações gerais	116
2.1	Ler e guardar o manual de instruções	116
2.2	Explicação dos símbolos	116
3	Segurança	117
3.1	Utilização prevista	117
3.2	Indicações de segurança	117
4	Verificar o produto e o volume de fornecimento	121
5	Carregar	122
6	Montagem	123
7	Operação	123
7.1	Realizar uma sessão	123
7.2	Selecionar o modo de funcionamento	124
7.3	Função EEM	125
8	Plano de aplicação	125
9	Limpeza	126
10	Armazenamento	127
11	Resolução de problemas	127
12	Dados técnicos	127
13	Eliminação	128
13.1	Eliminação da embalagem	128
13.2	Eliminar o produto	128
14	Informações sobre a garantia	129
15	Serviço de assistência ao cliente	129

I Volume de fornecimento/peças do aparelho

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Máscara facial | 9 | Luz indicadora do modo EEM |
| 2 | Eléttodos | 10 | Botão de controlo |
| 3 | Ficha | 11 | Botão EEM |
| 4 | Controlo remoto | 12 | Conexão de carregamento |
| 5 | Luzes LED azuis | 13 | Tira elástica comprida, 2x |
| 6 | Luz indicadora do nível da bateria | 14 | Tira elástica curta, 2x |
| 7 | Ecrã | 15 | Cabo de carregamento USB |
| 8 | Luz indicadora do modo LED | | |

PT

2 Informações gerais

2.1 Ler e guardar o manual de instruções



Este manual de instruções faz parte desta LED EMS Face Mask (a seguir denominado "Produto"). Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e a utilização.

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto. Isto aplica-se, em particular, às indicações de segurança. O não-cumprimento deste manual de instruções pode resultar em ferimentos ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regulamentos em vigor na União Europeia. Devem ser observadas as diretivas e leis específicas de cada país no estrangeiro. Guarde o manual de instruções para utilização posterior. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras-sinal são utilizados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.



AVISO!

Este símbolo do sinal/palavra-sinal indica um perigo com um nível de risco médio que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

NOTA!

Esta palavra-sinal alerta para possíveis danos materiais.



Este símbolo-sinal fornece informações adicionais úteis sobre o manuseio e a utilização.



Leia o manual de instruções.



Declaração de Conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em áreas interiores secas).



Este símbolo identifica a tensão estipulada e a corrente estipulada para a corrente contínua.

3 Segurança

3.1 Utilização prevista

O produto foi exclusivamente concebido para restaurar a luminosidade, a elasticidade e a estrutura da pele. Também ativa os músculos faciais através de EEM (estimulação elétrica muscular). Ajuda também a reduzir as estrias, as rugas e outras imperfeições da pele. Destina-se apenas a uso privado e não é apropriado para uso comercial.

O produto só deve ser utilizado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e pode resultar em danos materiais ou danos pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por utilização incorreta ou imprópria.

3.2 Indicações de segurança



AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Utilize o produto apenas em espaços interiores.

- O produto só pode ser operado com uma tensão extra-baixa de segurança, de acordo com a rotulagem no produto.
- Não abrir a caixa, nem inserir quaisquer objetos na caixa.
- Para as reparações só devem ser utilizadas peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.
- Utilizar o produto apenas com o cabo de carregamento USB fornecido.
- Não utilize o produto ou o cabo de carregamento USB se estiverem danificados ou com defeito. A fim de evitar riscos, as peças danificadas ou defeituosas devem ser substituídas pelo fabricante ou pelo serviço de apoio ao cliente.
- Desligue o produto sempre que não estiver a ser utilizado, quando não estiver a carregar o produto. Retire sempre o cabo de carregamento USB quando não estiver a carregar o produto.
- Nunca toque no cabo de carregamento USB com as mãos molhadas ou húmidas.
- Nunca transporte, puxe ou carregue o produto pelo cabo de carregamento USB.
- Mantenha o produto e o cabo de carregamento USB afastados de chamas e

superfícies quentes.

- Coloque o cabo de carregamento USB de forma a não constituir um perigo de tropeçar.
- Não dobre o cabo de carregamento USB nem o enrole à volta do produto. Não coloque o cabo de carregamento USB sobre arestas afiadas.
- Não mergulhe o produto ou o cabo de carregamento USB em água ou noutros líquidos. Mantenha-os afastados da água.
- Não utilize o produto enquanto estiver a carregar.
- Não tente retirar a bateria do produto. Este produto contém baterias que não são substituíveis.



AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Este produto não pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do produto de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças.

- O produto não deve ser utilizado por mulheres grávidas, crianças, pessoas com epilepsia, pessoas com problemas de tiróide, pessoas que tomam medicamentos para a tiróide, pessoas fotoalérgicas ou pessoas que tomam medicamentos para tratar uma alergia à luz.
- O produto não pode ser utilizado em caso de doenças de pele, supuração, feridas relacionadas com acidentes e feridas pós-operatórias.
- Não utilizar o produto se tiver implantes metálicos no rosto/boca.
- Utilizar a luz LED azul ou o modo EEM durante um máximo de 10 minutos por aplicação e um máximo de 3 aplicações por semana.
- Consulte o seu médico se não tiver a certeza de que pode utilizar o produto.
- Se sentir desconforto, se tiver reações anormais (por exemplo, comichão ou inflamação desagradável) ou se a sua pele ficar desconfortavelmente quente, pare de utilizar o produto imediatamente.
- Não olhar diretamente para a zona da fonte de luz do produto.
- Mantenha as crianças afastadas do produto e do cabo de carregamento USB.

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Manter o produto afastado de chamas, superfícies quentes, temperaturas elevadas ou dos efeitos das condições climatéricas (por exemplo, chuva).
- Não dobrar ou enrolar o produto.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não utilizar o produto se as peças de plástico estiverem rachadas, partidas ou deformadas. Substituir as peças danificadas apenas por peças sobresselentes originais correspondentes.

PT

4 Verificar o produto e o volume de fornecimento

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir a embalagem.
1. Retirar o produto da embalagem.
 2. Certificar-se de que a entrega está completa (ver **Fig. A**).
 3. Verificar se o produto ou as peças individuais estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser utilizado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

5 Carregar

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Utilize apenas o cabo de carregamento USB fornecido para o carregamento.
- Carregue o produto apenas a temperaturas entre 0 e 40 °C.



- Carregue completamente o produto antes da primeira utilização do produto e se o nível de carga da bateria for baixo. O tempo de carregamento é de aproximadamente 3,5 horas.
 - Quando o nível da bateria está baixo, a luz indicadora do nível da bateria **6** pisca 5 vezes antes de se desligar automaticamente. Carregue o produto.
 - O produto não pode ser utilizado durante o carregamento.
 - Se armazenar o produto durante um período longo, o nível de carga deve ser verificado e a bateria carregada regularmente.
1. Insira a extremidade mais pequena do cabo de carregamento USB **15** à conexão de carregamento **12** do controlo remoto **4**.
 2. Para carregar, insira a extremidade maior do cabo de carregamento USB na porta USB de uma fonte de alimentação USB adequada (não incluída) (por exemplo, uma fonte de alimentação da ficha USB, 5 V CC, 1 A).
 3. Ligue a fonte de alimentação da ficha USB a uma tomada para carregar.
A luz indicadora do nível da bateria **6** mostra-lhe o estado do carregamento. O processo de carregamento está concluído quando todas as áreas da luz indicadora do nível da bateria estiverem continuamente iluminadas.
 4. Quando o processo de carregamento estiver concluído, desligue a fonte de alimentação da ficha USB da tomada e o cabo de carregamento USB da conexão de carregamento no controlo remoto.

6 Montagem

1. Abra os fechos de velcro das tiras elásticas.
2. Passe as tiras elásticas compridas (13) através das aberturas superiores e as tiras elásticas curtas (14) através das aberturas inferiores da máscara facial (1) (ver passo 1 na **Fig. B**).
3. Feche os fechos de velcro para prender as tiras elásticas à máscara facial (ver passo 2 na **Fig. B**).

7 Operação

PT AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Utilizar a luz LED azul ou o modo EEM durante um máximo de 10 minutos por aplicação e um máximo de 3 aplicações por semana.

7.1 Realizar uma sessão

1. Carregue totalmente o produto e prenda corretamente as tiras elásticas (13)/ (14) (ver capítulo "Carregar" e "Montagem").
2. Limpe e seque bem o rosto e as mãos. Certifique-se de que não têm maquilhagem ou sujidade.
3. Sente-se ou deite-se e coloque a máscara facial (1) no seu rosto.
4. Fixe a máscara facial utilizando os fechos de velcro nas extremidades das tiras elásticas, de modo a que assente confortavelmente no seu rosto. Certifique-se de que os elétrodos (2) estão em contacto com a sua pele.
5. Ligue a ficha (3) da máscara facial à conexão de carregamento (12).
6. Mantenha o botão de controlo (10) pressionado para ligar o produto.

O produto ativa a função LED por defeito depois de ser ligado. A mensagem "FI" aparece brevemente no ecrã (7) antes do início da contagem decrescente do temporizador (10 minutos).

7. Se desejar, pressione novamente o botão de controlo para seleccionar um modo de funcionamento diferente.

Para mais informações, consulte o capítulo "Selecionar o modo de funcionamento".

8. O produto desliga-se automaticamente após a contagem decrescente. Retire a máscara facial e aplique um sérum e/ou um creme de dia/noite na pele.

Também pode pressionar e manter pressionado o botão de controlo para desligar o produto em qualquer altura.

7.2 Selecionar o modo de funcionamento

- Pressionar várias vezes o botão de controlo **10** para percorrer os modos de funcionamento (F1–F4).
- Descrição do modo de funcionamento:

	Modo	Ideal para
F1	LED (vermelho, vermelho escuro, infravermelho próximo & infravermelho próximo profundo)	Anti-envelhecimento: reduz as estrias e as rugas, reconstitui as fibras de colagénio e de elastina e ajuda a melhorar a microcirculação para uma pele mais firme e esticada.
F2	LED (Cor âmbar, vermelho escuro, infravermelho próximo & infravermelho próximo profundo)	Reduz a pigmentação e a vermelhidão, acalma a pele e promove a produção de colagénio para um tom de pele mais uniforme e uma pele mais firme.
F3	LED (Vermelho & vermelho escuro)	Regula a produção de sebo no rosto, acalma a pele sensível e reduz a vermelhidão.
F4	LED (azul)	Acelera a redução da vermelhidão causada pela acne e garante um tom de pele mais uniforme.

- A luz indicadora do modo LED **8** acende-se quando a função LED está ativa.
- As luzes LED azuis **5** acendem-se quando o modo F4 é selecionado.
- O modo de funcionamento selecionado é indicado por breves instantes no ecrã **7** antes do início da contagem decrescente do temporizador (10 minutos). O temporizador é reiniciado se for selecionado um modo de funcionamento diferente.

7.3 Função EEM



A função EEM (estimulação eléctrica muscular) gera micro-correntes que estimulam o movimento muscular, melhoram a circulação sanguínea e promovem a produção de colagénio e elastina.

Para ativar a função EEM:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão EEM **(11)** para ativar a função EEM. A intensidade é definida para o nível 1 por defeito. Este facto é brevemente indicado no ecrã **(7)** como "L1".

A função EEM só funciona nos modos de LED 1, 2 e 3.

A luz indicadora do modo EEM **(9)** acende-se quando a função EEM foi selecionada.

2. Pressione o botão EEM várias vezes para percorrer os níveis de potência EEM (1–8).

Para evitar desconforto, um nível de potência mais elevado só é ativado cerca de 1,5 segundos após a seleção.

O ecrã apresenta alternadamente o nível de intensidade EEM selecionado (com um "L"), o modo de funcionamento atual (com um "F") e o tempo de aplicação restante.

- Vai sentir impulsos elétricos fracos que provocam a contração dos músculos faciais. Utilize o nível de energia mais elevado com o qual ainda se sente confortável. Reduza o nível de energia assim que sentir desconforto.
- A aplicação dura a duração da aplicação LED selecionada. O produto desliga-se automaticamente após a contagem decrescente. Também pode pressionar e manter pressionado o botão de controlo para desligar o produto em qualquer altura.
- Se pretender deixar de utilizar a função EEM durante uma aplicação LED, pressione e mantenha pressionado o botão EEM até que a função EEM seja desligada.

8 Plano de aplicação



AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Utilizar a luz LED azul ou o modo EEM durante um máximo de 10 minutos por aplicação e um máximo de 3 aplicações por

semana. Todos os outros modos podem ser utilizados diariamente a partir da quarta semana.

Siga este plano quando utilizar o produto pela primeira vez:

Primeira semana	Utilizar uma vez a cada 3 dias durante 10 minutos de cada vez, no máximo
Segunda semana	Utilizar uma vez a cada 2 dias durante 10 minutos de cada vez, no máximo
Terceira semana	Utilizar uma vez a cada 2 dias durante 10 minutos de cada vez, no máximo
Quarta semana	Utilizar uma vez por dia durante 20 minutos de cada vez, no máximo

PT


Assim que começar a ver resultados, ajuste a frequência para uma ou duas vezes por semana.

9 Limpeza

AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes de o limpar.

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Não use produtos de limpeza agressivos (por ex. vinagre ou removedor de calcário), escovas com cerdas metálicas ou de nylon, ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e semelhantes.
- Não utilize água quente para limpar.
- Limpe a máscara facial  com um pano húmido ou um pano de limpeza à base de água. Depois, seque-as completamente com um pano seco.

10 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento.

- Armazenar o produto num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.
- Armazenar o produto de forma que seja inacessível para crianças.
- Armazene o produto na embalagem original para garantir a melhor proteção possível.

PT

11 Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenas falhas que podem ser corrigidas pelo próprio utilizador. Siga as instruções na tabela seguinte. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

Avaria	Possível causa e solução
O produto não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o produto esteja corretamente carregado.• Certifique-se de que o produto não está ligado à fonte de alimentação USB. O produto não funciona durante o carregamento.
Não é possível carregar o produto.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o cabo de carregamento USB está corretamente ligado entre a conexão de carregamento e a fonte de alimentação USB.

12 Dados técnicos

Modelo:	FAC06
Tensão nominal:	3,7 V
Capacidade da bateria:	2.000 mAh Lítio
Número de luzes LED:	60 (Máscara facial) 3 (Controlo remoto)
Quantidade total de lâmpadas LED:	243

Materiais:	Silicone de qualidade alimentar, ABS, PC
Peso:	352,4 g
Dimensões (C × L × P):	235 × 223 × 108 mm

13 Eliminação

13.1 Eliminação da embalagem



Eliminar as embalagens de acordo com o seu tipo. Colocar o cartão e o papelão no caixote do lixo e a película no caixote da reciclagem.

PT

13.2 Eliminar o produto

(Aplicável na União Europeia e noutros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



Os aparelhos antigos não devem ser eliminados com o lixo doméstico!

Se o produto já não puder mais ser utilizado, **elimine-o de acordo com os regulamentos aplicáveis no seu estado ou país.** Desta forma, garante-se que os aparelhos antigos são devidamente reciclados e evitam-se efeitos negativos no ambiente. É por isso que

os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui apresentado.

As baterias e pilhas usadas não devem ser eliminadas no lixo doméstico!



Na qualidade de consumidor final, tem a obrigação legal de entregar todas as pilhas e baterias – independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas* – num ponto de recolha município/distrito ou a um retalhista, para que estas possam ser

eliminadas de modo ambientalmente correto.

Entregue o produto completo (incluindo a bateria) no ponto de recolha da sua zona e certifique-se de que a bateria está descarregada!

* identificado com: Cd = Cádmió, Hg = Mercúrio, Pb = Chumbo

Nota: Se quiser retirar a bateria, enrole uma toalha à volta do controlo remoto e esmague a caixa com um martelo. Certifique-se de que os seus olhos e mãos estão protegidos, para evitar ferimentos. Tenha em atenção que a remoção da bateria não pode ser revertida.

14 Informações sobre a garantia

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

15 Serviço de assistência ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: www.silkn.eu. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em www.silkn.eu como PDF.

Número de serviço: +31(0)180-330550

Email: info@silkn.eu

Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

Silk'n Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silk'n Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Indholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatdele	132
2	Generelt	132
2.1	Læs og opbevar brugsanvisningen	132
2.2	Symbolforklaring	132
3	Sikkerhed	133
3.1	Forskriftsmæssig brug	133
3.2	Sikkerhedsoplysninger	133
4	Kontroller produkt og indhold	137
5	Opladning	137
6	Samling	138
7	Betjening	138
7.1	Gennemførelse af forløbet	138
7.2	Valg af betjeningstilstande	139
7.3	EMS-funktion	140
8	Anvendelsesplan	140
9	Rengøring	141
10	Opbevaring	142
11	Fejlfinding	142
12	Tekniske data	142
13	Bortskaffelse	143
13.1	Bortskaf emballage	143
13.2	Bortskaf produkt	143
14	Garantiinformationer	144
15	Kundeservice	144

I Leveringsomfang/apparatdele

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Ansigtsmaske | 9 Kontrollampe EMS-tilstand |
| 2 Elektroder | 10 Betjeningsstast |
| 3 Stik | 11 EMS-knap |
| 4 Fjernbetjening | 12 Opladertilslutning |
| 5 Blå LED-lamper | 13 Langt elastikbånd, 2× |
| 6 Batteri-indikatorlys | 14 Kort elastikbånd, 2× |
| 7 Display | 15 USB-kabel |
| 8 Kontrollampe LED-tilstand | |

2 Generelt

2.1 Læs og opbevar brugsanvisningen



Denne betjeningsvejledning hører til denne LED EMS Face Mask (i det følgende benævnt „produkt“). Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagningen og brugen.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for sikkerhedsoplysningerne. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer om håndteringen og brugen.



Læs brugsanvisningen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnet til brug i hjemmet (i tørre indendørsrum).



Dette symbol markerer målingsspændingen og målingsstrømmen for jævnstrøm.

3 Sikkerhed

3.1 Forskriftsmæssig brug

Produktet blev designet specielt for at få din hud til at stråle igen og give den sin elasticitet og struktur tilbage. Desuden aktiverer det ansigtsmusklerne gennem EMS (eletrisk muskelstimulation). Desuden hjælper det til at reducere fine linjer, rynker og andre ufuldkommenheder i huden. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervmæssig anvendelse. Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskafer. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

3.2 Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Anvend kun produktet indendørs.
- Produktet må kun bruges med en

sikkerhedsmæssig lavspænding jævnfør mærkningerne på produktet.

- Åbn ikke kabinettet, og stik ikke genstande ind i kabinettet.
- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette produkt findes der elektriske og metalliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Brug kun produktet med det medfølgende USB-kabel.
- Brug ikke produktet eller USB-kablet, hvis det er beskadiget eller defekt. Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes af producenten eller kundeservice for at undgå risici.
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når det rengøres, eller hvis der er opstået en fejl. Frakobl altid USB-kablet, når du ikke oplader produktet.
- Rør aldrig ved USB-kablet med våde eller fugtige hænder.
- Transporter, træk eller bær aldrig produktet i USB-kablet.
- Hold produktet og USB-kablet væk fra åben ild og varme overflader.
- Placér USB-kablet således, at man ikke kan falde over det.

- Bøj ikke USB-kablet sammen og vikl det ikke omkring produktet. USB-kablet må ikke placeres over skarpe kanter.
- Produktet og USB-kablet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Hold dem væk fra vand.
- Anvend ikke produktet under opladning.
- Forsøg ikke at tage batteriet ud af produktet. Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

DA

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Dette produkt kan ikke anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber, eller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller er undervist i sikker brug af produktet og forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøringen og brugerens vedligeholdelse må ikke foretages af børn.
- Produktet må ikke bruges af gravide kvinder, børn, personer med epilepsi, skjoldbruskkirtelpatienter, personer, der tager skjoldbruskkirtelmedicin, personer, der er fotoallergiske, eller personer, der tager medicin til behandling af lysallergi.
- Produktet må ikke anvendes ved

hudsygdomme, sårsuppuration, sår opstået grundet ulykker, samt postoperative sår.

- Brug ikke produktet, såfremt du har metalimplantater i ansigtet / munden.
- Brug ikke den blå LED-lampe eller EMS-tilstand længere end 10 minutter ad gangen, og anvend dem maksimalt 3 gange om ugen.
- Kontakt din læge, hvis du ikke er sikker på, om du kan bruge produktet.
- Hvis du føler dig utilpas, hvis du får unormale reaktioner (f.eks. kløe eller ubehagelig betændelse), eller hvis din hud bliver ubehageligt varm, skal du stoppe med at bruge produktet med det samme.
- Kik ikke direkte ind i produktets lyskildeområde.
- Hold børn væk fra produktet og USB-kablet.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hold produktet væk fra åben ild, varme overflader, høje temperaturer og påvirkning fra vejret (fx regn).
- Fold ikke produktet, og rul det ikke op.
- Læg ikke tunge genstande på produktet.
- Anvend ikke længere produktet, hvis plastdelene er revnet, knækket eller deforme. Erstat beskadigede dele kun med tilsvarende originale reservedele.

4 Kontroller produkt og indhold

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
3. Kontroller, om produktet eller enkeltdele er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet. Henvend dig til vores kundeservice.

DA

5 Opladning

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Benyt kun det medfølgende USB-kabel til opladningen.
- Oplad kun produktet ved temperaturer mellem 0 og 40 °C.



- Oplad produktet fuldstændigt før første ibrugtagning og ved svagt batteri. Ladetiden er ca. 3,5 timer.
 - Hvis batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet, blinker batteri-indikatorlyset **6** 5 gange, før produktet automatisk slukker. Oplad produktet.
 - Produktet kan ikke bruges under opladningen.
 - Hvis produktet opbevares i længere tid, skal batteriniveauet kontrolleres, og produktet skal oplades regelmæssigt.
1. Stik den lille ende af USB-kablet **15** ind i opladertilslutningen **12** på fjernbetjeningen **4**.
 2. For at lade op sættes USB-kablets store ende i USB-stikket på en egnet USB-strømkilde (medfølger ikke) (f.eks. en USB-strømforsyning, 5 V DC, 1 A).

3. Stik USB-netstikdelen ind i en stikkontakt til opladning. Batteri-indikatorlyset **6** viser dig opladningsniveauet. Opladningen er afsluttet, når alle områder på batteri-indikatorlyset lyser permanent.
4. Når opladningen er afsluttet, skal du tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten og tage USB-kablet ud af fjernbetjeningens opladningsport.

6 Samling

1. Åbn velcrolukningerne ved elastikbåndene.
2. Før de lange elastikbånd **13** gennem de øverste åbninger, og de korte elastikbånd **14** gennem de nederste åbninger på ansigtsmasken **1** (se trin 1 i **ill. B**).
3. Luk velcrolukningerne for at fastgøre elastikbåndene til ansigtsmasken (se trin 2 i **ill. B**).

DA

7 Betjening



ADVARSEL! SKADESFARE!

- Brug ikke den blå LED-lampe eller EMS-tilstand længere end 10 minutter ad gangen, og anvend dem maksimalt 3 gange om ugen.

7.1 Gennemførelse af forløbet

1. Oplad produktet helt, og fastgør elastikbåndene **13/14** korrekt (se kapitlerne „Opladning“ og „Samling“).
2. Rens og tør dit ansigt og dine hænder grundigt. Sørg for, at der ikke er noget makeup eller snavs.
3. Sæt dig, eller læg dig ned, og placér ansigtsmasken **1** på dit ansigt.
4. Placér ansigtsmasken ved hjælp af velcrolukningerne på enderne af elastikbåndene, så den ligger behageligt på dit ansigt. Sørg for, at elektroderne **2** er i kontakt med din hud.
5. Forbind ansigtsmaskens stik **3** med opladertilslutningen **12**.
6. Tryk på og hold betjeningstasten **10** nede for at tænde for produktet.

Produktet aktiverer som standard LED-funktionen, når man tænder. Meldingen "F1" vises kort i displayet (7), inden timer-nedtællingen starter (10 minutter).

7. Hvis du ønsker det, kan du trykke endnu en gang på betjeningsknapen for at vælge en anden betjeningsstilstand. Se yderligere informationer i kapitlet "Valg af betjeningsstilstande".
8. Produktet slukker automatisk efter nedtællingstiden. Efter anvendelse skal du fjerne ansigtsmasken og påføre en serum og/eller dag/natcreme på huden.
Du kan også trykke på og holde betjeningsknapen nede, og slukke for produktet når som helst.

7.2 Valg af betjeningsstilstande

DA

- For gennemløb af betjeningsstilstandene (F1–F4) trykkes flere gange på betjeningsknapen (10).
- Beskrivelse af betjeningsstilstande:

	Tilstand	Bedst egnet til
F1	LED (rød, mørkerød, nær- og dyb-infrarød)	Anti-aging: Mindsker fine linjer og rynker, genopbygger kollagen- og elastin fibre og hjælper med at forbedre mikrocirkulationen for en strammere og fastere hud.
F2	LED (ravfarve, mørkerød, nær- og dyb-infrarød)	Reducerer pigmentering og rødmen, beroliger huden og fremmer kollagenproduktionen for en mere jævn hudfarve og strammere hud.
F3	LED (rød og mørkerød)	Regulerer talgproduktion i ansigtet, beroliger følsom hud og reducerer rødme.
F4	LED (blå)	Accelererer reduktionen af aknerelateret rødmen og sørger for en mere ensartet hudtone.

- Kontrollampen EMS-tilstand (8) lyser op, når LED-funktionen er aktiv.
- De blå LED-lamper (5) tænder, når F4-tilstanden blev valgt.
- Den valgte betjeningsstilstand vises kort i displayet (7), inden timer-nedtællingen starter (10 minutter). Tælleren nulstilles, når man vælger en anden betjeningsstilstand.

7.3 EMS-funktion



EMS-funktionen (elektrisk muskelstimulation) skaber mikrostrømme, som stimulerer muskelbevægelser, forbedrer blodcirkulationen og fremmer produktionen af kollagen og elastin.

Aktivering af EMS-funktionen:

1. Hold EMS-knappen **11** nede for at tænde for EMS-funktionen. Intensiteten er som standard indstillet på niveau 1. Den vises kort som "L1" på displayet **7**.
EMS-funktionen fungerer kun i LED-tilstanden 1, 2 og 3.
Kontrollampen EMS-tilstand **9** lyser op, når EMS-funktionen er valgt.
2. For gennemløb af EMS-styrkeniveau (1–8) skal man trykke flere gange på EMS-knappen.
For at undgå ubehag aktiveres et højere styrkeniveau først efter ca. 1,5 sekunder.
Displayet viser skiftevis det valgte EMS-intensitetsniveau (med et "L"), den aktuelle betjeningstilstand (med et "F") og den resterende brugstid.
 - Du vil bemærke, hvordan svage elektriske impulser forårsager sammentrækninger i dine ansigtsmuskler. Brug det højeste energiniveau, som du føler dig veltilpas med. Reducér energitrinnet, så snart du mærker ubehag.
 - Anvendelsen overstiger varigheden af din valgte LED-brug. Produktet slukker automatisk efter nedtællingstiden. Du kan også trykke på og holde betjeningstasten nede, og slukke for produktet når som helst.
 - Hvis du vil standse brugen af EMS-funktionen under en LED-anvendelse, skal du holde EMS-knappen nede indtil EMS-funktionen slukker.

DA

8 Anvendelsesplan



ADVARSEL! SKADESFARE!

- Brug ikke den blå LED-lampe eller EMS-tilstand længere end 10 minutter ad gangen, og anvend dem maksimalt 3 gange

om ugen. Alle andre tilstande kan anvendes dagligt efter fire uger.

Når du bruger produktet for første gang, skal du følge nedenstående tidsplan:

Første uge	Bruges én gang hver 3. dag i maksimalt 10 minutter pr. gang
Anden uge	Bruges én gang hver 2. dag i maksimalt 10 minutter pr. gang
Tredje uge	Bruges én gang hver 2. dag i maksimalt 10 minutter pr. gang
Fjerde uge	Bruges én gang dagligt i maksimalt 20 minutter


Når du ser resultater, skal du justere hyppigheden til en eller to gange om ugen.

9 Rengøring

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Adskil altid produktet fra strømkilden inden rengøringen.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler (f.eks. eddike eller kalkfjerner), børster med metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende.
- Brug ikke varmt vand til rengøringen.
- Tør ansigtsmasken  af med en fugtig klud eller en vandbaseret renseserviet. Tør den derefter af med en tør klud.

10 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre.

- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, som beskytter mod varme temperaturer og direkte sollys.
- Opbevar produktet på en sådan måde, at det er utilgængeligt for børn.
- Opbevar produktet i den originale emballage for den bedst mulige beskyttelse.

11 Fejlfinding

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om produktet er opladet korrekt.• Sørg for, at produktet ikke er tilsluttet en USB-strømkilde. Produktet virker ikke under opladning.
Produktet kan ikke oplades.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at sikre, at USB-kablet er tilsluttet sikkert mellem ladestikket og USB-strømkilden.

12 Tekniske data

Model:	FAC06
Nominel spænding:	3,7 V
Batterikapacitet:	2.000 mAh litium
Antal LED-lamper:	60 (ansigtsmaske) 3 (Fjernbetjening)
Samlet antal LED-glødepærer:	243
Materialer:	Silikone i levedsmiddelkvalitet, ABS, PC
Vægt:	352,4 g
Mål (L × B × D):	235 × 223 × 108 mm

13 Bortskaffelse

13.1 Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

13.2 Bortskaf produkt

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)

DA



Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land.** Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste

symbol.

Batterier og akkumulatører må ikke bortskaffes via dagrenovationen!



Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe samtlige batterier og akkumulatører – uanset, om de indeholder farlige stoffer*, eller ej – på et dertil egnet kommunalt eller andet offentligt indsamlingssted, eller til aflevering hos en forhandler,

således at affaldet bortskaffes miljøbevidst.

Bring det fuldstændige produkt (herunder akkumulatoren) til dit indsamlingssted, og sørg for, at akkumulatoren er afladet!

* kendetegnet med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Bemærk: Hvis du ønsker at fjerne batteriet, skal du vikle et håndklæde rundt om fjernbetjeningen, og slå kabinettet i stykker med en hammer. Sørg for at dine øjne og hænder er beskyttede, for at undgå kvæstelser. Bemærk, at fjernelsen af batteriet ikke kan fortrydes.

14 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

15 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: www.silkn.eu. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på www.silkn.eu som PDF.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V.s patentrettigheter.

NO

Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatets deler	147
2	Generelt	147
2.1	Les og ta vare på bruksanvisningen	147
2.2	Symbolforklaring	147
3	Sikkerhet	148
3.1	Riktig bruk	148
3.2	Sikkerhetsanvisninger	148
4	Kontrollere produktet og leveringsomfanget	152
5	Lading	152
6	Montering	153
7	Betjening	153
7.1	Gjennomføre en økt	153
7.2	Velge betjeningsmoduser	154
7.3	EMS-funksjon	155
8	Plan for anvendelse	156
9	Rengjøring	156
10	Oppbevaring	157
11	Feilsøking	157
12	Tekniske data	157
13	Kassering	158
13.1	Kaste emballasjen	158
13.2	Kaste produktet	158
14	Garantiinformasjon	159
15	Kundeservice	159

I Leveringsomfang/apparatets deler

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Ansiktsmaske | 9 Kontrollampe EMS-modus |
| 2 Elektroder | 10 Betjeningsknapp |
| 3 Plugg | 11 EMS-tast |
| 4 Fjernkontroll | 12 Ladekontakt |
| 5 Blå LED-lamper | 13 Langt gummibånd, 2× |
| 6 Kontrollampe for batterinivå | 14 Kort gummibånd, 2× |
| 7 Display | 15 USB-ladekabel |
| 8 Kontrollampe LED-modus | |

2 Generelt

NO

2.1 Les og ta vare på bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen hører til denne LED EMS Face Mask (heretter kalt «produktet»). Den inneholder viktig informasjon om oppstart og bruk. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene.

Hvis du ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risiko-grad, som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

LES DETTE!

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.



Les bruksanvisningen.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Apparater som er merket med dette symbolet, egner seg bare til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).



Dette symbolet kjennetegner driftsspennning og driftsstrøm for likestrøm.

NO

3 Sikkerhet

3.1 Riktig bruk

Produktet ble utviklet eksklusivt til å få huden din til å stråle og få tilbake sin elasticitet og struktur igjen. Dessuten aktiverer det ansiktsmusklene via EMS (elektrisk muskelstimulasjon). Det bidrar også til å redusere fine linjer, rynker og andre huduregelmessigheter. Det er utelukkende tiltenkt privat bruk og er ikke egnet til kommersielle formål.

Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for ting- eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

3.2 Sikkerhetsanvisninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Produktet skal kun benyttes innendørs.
- Produktet skal bare brukes med en sikker lavspennning i henhold til merkingen på produktet.

- Du må aldri åpne huset og ikke stikke gjenstander inn i huset.
- Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige apparatspesifikasjonene. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.
- Produktet skal bare brukes sammen med den vedlagte USB-ladekabelen.
- NO** • Ikke bruk produktet eller USB-ladekabelen dersom de er skadet eller defekt. Skadede eller defekte deler må byttes ut av produsenten eller kundeservice for å unngå risiko.
- Du må alltid slå av produktet når det ikke er i bruk, når det rengjøres eller dersom det foreligger en feil. Du må alltid trekke ut USB-ladekabelen når produktet ikke lades.
- Du må aldri ta i USB-ladekabelen med våte eller fuktige hender.
- Du må aldri flytte, trekke eller bære produktet etter USB-ladekabelen.
- Hold produktet og USB-ladekabelen unna åpen ild og varme overflater.
- Legg USB-ladekabelen slik at ingen snubler i den.
- Ikke knekk USB-ladekabelen, og ikke surr den rundt produktet. Ikke legg

- USB-ladekabelen over skarpe kanter.
- Ikke dypp produktet eller USB-ladekabelen i vann eller andre væsker. Hold produktet unna vann!
- Du må ikke bruke produktet mens det er på lading.
- Ikke gjør forsøk på å ta batteriet ut av produktet. Dette produktet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut.



ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Dette produktet kan ikke brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og/eller kunnskaper, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som kan oppstå ved bruk. Barn skal ikke leke med produktet. Renhold og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- Produktet skal ikke brukes av gravide personer, barn, mennesker med epilepsi, skjoldbruskkjertelpasienter, mennesker som bruker legemidler i forbindelse med skjoldbruskkjertelen, personer med fotoallergiske reaksjoner eller personer som bruker legemidler til behandling av lysallergi.
- Produktet må ikke brukes ved

hudsykdommer, sår med puss, sår etter ulykke eller post-operative sår.

- Ikke bruk produktet dersom du har metallimplantater i ansiktet / munnen.
- Bruk den blå LED-lampen eller EMS-modusen i maksimalt 10 minutter per anvendelse og maksimalt 3 ganger per uke.
- Rådfør deg med legen din hvis du er usikker på om du kan bruke produktet.
- Stans bruken av produktet hvis du føler deg uvel, opplever uvanlige reaksjoner (f.eks. kløe eller ubehagelig betennelse) eller hvis huden blir ubehagelig varm.
- Ikke se direkte inn i lyskildeområdet til produktet.
- Hold barn på avstand fra produktet og USB-ladekabelen.

NO

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Hold produktet unna åpen ild, varme overflater, høye temperaturer eller værpåvirkning (f.eks. regn).
- Unngå å brette produktet , og ikke rull det opp.
- Ikke legg tunge gjenstander på produktet.
- Ikke bruk produktet dersom plastdelene er sprukket, brukket eller deformert. Skadede deler skal bare erstattes med tilsvarende originale reservedeler.

4 Kontrollere produktet og leveringsomfanget

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.
1. Ta produktet ut av emballasjen.
 2. Forsikre deg om at leveringen er fullstendig (se **fig. A**).
 3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

NO

5 Lading

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Bruk bare den medfølgende USB-ladekabelen til lading.
 - Lad produktet kun ved temperaturer mellom 0 og 40 °C.
-  • Før første gangs bruk og når batteriet er svakt, skal du lade det opp fullstendig. Ladetiden er omlag 3,5 timer.
- Når batterinivået er lavt, blinker kontrollampen for batterinivået  5 ganger før produktet slår seg av automatisk. Lad produktet.
 - Produktet kan ikke brukes mens batteriet lades.
 - Hvis produktet oppbevares i lengre tid, må ladenivået kontrolleres og batteriet regelmessig lades opp.
1. Sett den mindre enden av USB-ladekabelen  i ladekontakten  på fjernkontrollen .

2. Sett den større enden av USB-ladekabelen til lading i USB-kontakten på en egnet USB-strømkilde (medfølger ikke) (f.eks. en USB-nettadapter, 5 V DC, 1 A).
3. Sett USB-nettadapteren i en stikkontakt for lading. Kontrolllampene for batterinivået **6** viser batterinivået. Ladeprosessen er avsluttet når alle områdene til kontrollampen for batterinivå lyser kontinuerlig.
4. Trekk USB-nettadapteren ut av stikkontakten og trekk USB-ladekabelen ut av ladekontakten på fjernkontrollen når ladingen er fullført.

6 Montering

1. Åpne borrelåsene på gummibåndene.
2. Før de lange gummibåndene **13** gjennom de øvre åpningene og de korte gummibåndene **14** gjennom de nedre åpningene på ansiktsmasken **1** (se trinn 1 i **fig. B**).
3. Lukk borrelåsene for å feste gummibåndene på ansiktsmasken (se trinn 2 i **fig. B**).

7 Betjening

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Bruk den blå LED-lampen eller EMS-modusen i maksimalt 10 minutter per anvendelse og maksimalt 3 ganger per uke.

7.1 Gjennomføre en økt

1. Lad produktet helt opp, og fest gummibåndene **13/14** på riktig måte (se kapittel «Lading» og «Montering»).
2. Rens og tørk ansiktet og hendene grundig. Forsikre deg om at huden er fri for sminke eller smuss.
3. Sett eller legg deg ned og plasser ansiktsmasken **1** på ansiktet.
4. Legg ansiktsmasken ved hjelp av borrelåsene på endene av gummibåndene slik at den ligger behagelig på ansiktet. Sørg for at elektrodene **2** berører huden.
5. Forbind pluggen **3** til ansiktsmasken med ladekontakten **12**.

6. Du slår på produktet ved å holde inne betjeningsknappen **10**. Produktet aktiverer etter tilkoblingen som standard LED-funksjonen. Meldingen «F1» vises kort på displayet **7** før timermedtellingen (10 minutter) starter.
7. Trykk på betjeningsknappen enda en gang hvis du ønsker å velge en annen betjeningsmodus.
For mer informasjon se kapittelet «Velge betjeningsmoduser».
8. Produktet kobler seg automatisk ut etter nedtellingen. Ta av ansiktsmasken og påfør et serum og/eller en dag-/nattkrem på huden.
Du kan også holde inne betjeningsknappen for å slå av produktet til enhver tid.

7.2 Velge betjeningsmoduser

- Trykk på betjeningsknappen **10** flere ganger for å gå gjennom betjeningsmodusene (F1–F4).
- Beskrivelse av betjeningsmodusene:

	Modus	Best egnet til
F1	LED (rød, mørkerød, nær infrarød og dyp nær infrarød)	Anti-Aging: Reduserer fine linjer og rynker, gjenoppretter kollagen- og elastinfibre, og forbedrer mikrosirkulasjonen for en strammere og fastere hud.
F2	LED (bernsteinfarger, mørkerød, nær infrarød og dyp nær infrarød)	Reduserer pigmentering og rødhet, beroliger huden og stimulerer kollagenproduksjonen for en jevnere hudtone og strammere hud.
F3	LED (rød og mørkerød)	Regulerer talgproduksjonen i ansiktet, beroliger sensitiv hud og reduserer rødhet.
F4	LED (blå)	Sørger for raskere lindring av rødhet forårsaket av akne og sørger for en jevnere hudfarge.

- Kontrolllampens LED-modus **8** lyser når LED-funksjonen er aktiv.
- De blå LED-lampene **5** tennes når F4-modusen er valgt.

- Den utvalgte betjeningsmodusen vises kort på displayet **7** før timernedtellingen (10 minutter) starter. Timeren tilbakestilles når du velger en annen betjeningsmodus.

7.3 EMS-funksjon



EMS-funksjonen (elektrisk muskelstimulasjon) produserer mikrostrømmer, som stimulerer muskelbevegelser som forbedrer blodgjennomstrømningen og fremmer produksjonen av kollagen og elastin.

For å aktivere EMS-funksjonen:

1. Hold EMS-tasten **11** trykket for å slå på EMS-funksjonen. Intensiteten er som standard stilt inn på nivå 1. Dette vises kort som «L1» på displayet **7**.

EMS-funksjonen fungerer kun i LED-modusene 1, 2 og 3.

Kontrollampen EMS-modus **9** lyser når EMS-funksjonen ble valgt.

2. Trykk flere ganger på EMS-tasten for å gå gjennom EMS-effekttrinnene (1–8).

For å unngå ubehag, aktiveres et høyere effekttrinn først etter ca. 1,5 sekunder etter valg.

Displayet viser vekselvis det utvalgte EMS-intensitetsnivået (med en «L»), den aktuelle betjeningsmodusen (med en «F») og resten av brukstiden.

- Du kjenner svake elektriske impulser som utløser kontraksjoner i ansiktsmuskulaturen. Bruk det høyeste energinivået som du føler deg vel ved. Reduser energitrinnet så snart du kjenner ubehag.
- Bruken av valgt LED-anvendelse går ut over varigheten. Produktet slår seg automatisk av etter nedtellingen. Du kan også holde inne betjeningsknappen for å slå av produktet til enhver tid.
- Hvis du ønsker å stoppe bruken av EMS-funksjonen i løpet av en LED-anvendelse, holder du EMS-tasten trykket inntil EMS-funksjonen er slått av.

8 Plan for anvendelse

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Bruk den blå LED-lampen eller EMS-modusen i maksimalt 10 minutter per anvendelse og maksimalt 3 ganger per uke. Alle andre moduser kan brukes daglig fra den fjerde uken.

Følg denne tidsplanen når du bruker produktet for første gang:

Første uke	Bruk én gang hver tredje dag i maks. 10 minutter
Andre uke	Bruk én gang annenhver dag i maks. 10 minutter
Tredje uke	Bruk én gang annenhver dag i maks. 10 minutter
Fjerde uke	Bruk én gang hver dag i maks. 20 minutter hver gang

Når du begynner å se resultater, justerer du hyppigheten til én eller to ganger per uke.

9 Rengjøring

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Koble alltid produktet fra strømforsyningen før rengjøring.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler (f.eks. eddik eller kalkfjerner), børster med metall- eller nylonhår eller rengjøringsutstyr som er skarpt eller i metall som kniver, harde spatler og lignende.

- Ikke rengjør produktet med varmt vann.
- Tørk av ansiktsmasken **I** med en fuktig klut eller en vannbasert rengjøringsklut. Tørk deretter av produktet med en tørr klut.

10 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre.

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted hvor det er beskyttet mot varme og direkte sollys.
- Oppbevar produktet slik at det er utilgjengelig for barn.
- Oppbevar produktet i originalemballasjen for å beskytte det så godt som mulig.

NO

11 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Produktet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at produktet er ordentlig ladet. • Kontroller at produktet ikke er koblet til en USB-strømforsyning. Produktet virker ikke under lading.
Det er ikke mulig å lade produktet.	<ul style="list-style-type: none"> • Forsikre deg om at USB-ladekabelen er koblet riktig til ladekontakten og USB-strømkilden.

12 Tekniske data

Modell:	FAC06
Nominell spenning:	3,7 V
Batteriytelse:	2000 mAh litium
Antall LED-lamper:	60 (ansiktsmaske) 3 (fjernkontroll)
Total mengde LED-lyspærer:	243

Materialer:	Silikon i næringsmiddelkvalitet, ABS, PC
Vekt:	352,4 g
Mål (l × b × d):	235 × 223 × 108 mm

13 Kassering

13.1 Kaste emballasjen



Sorter emballasjen når du kaster den. Kast papp og kartong som returpapir, plastfolier til plastgjenvinning.

13.2 Kaste produktet

(Gjelder i Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås.

Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.

Gamle apparater og batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall!



Som sluttbruker er du forpliktet til å levere alle batterier til en gjenbruksstasjon der du bor eller til forhandleren, uansett om de inneholder farlige stoffer* eller ikke, slik at de kan håndteres på en miljøvennlig måte.

Ta med hele produktet (inklusive batteri) til en gjenbruksstasjon og forsikre deg om at batteriet er utladet!

* merket med: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly

Les dette: For å ta ut batteriet, vikle et håndkle rundt fjernkontrollen og knus huset med en hammer. Sørg for at øyne og hender er beskyttet for å unngå skader. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å sette batteriet inn igjen hvis det først er tatt ut.

NO

14 Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessene. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

15 Kundeservice

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: www.silkn.eu. Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra www.silkn.eu som PDF-fil.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

Silk'n Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentanmälningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silk'n Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna
www.silk'n.eu – info@silk'n.eu

Innehållsförteckning

1	Leveransomfång/apparatens delar	162
2	Allmänt	162
2.1	Läs och spara bruksanvisningen	162
2.2	Symbolförklaring	162
3	Säkerhet	163
3.1	Avsedd användning	163
3.2	Säkerhetsanvisningar	163
4	Kontrollera produkt och leveransomfattning	167
5	Ladda	167
6	Montering	168
7	Användning	168
7.1	Genomförande av behandling	168
7.2	Välja driftläge	169
7.3	EMS-funktion	170
8	Användningsschema	170
9	Rengöring	171
10	Förvaring	172
11	Felsökning	172
12	Tekniska data	172
13	Avfallshantering	173
13.1	Kassera förpackningen	173
13.2	Kassera produkten	173
14	Garantiinformation	174
15	Kundtjänst	174

I Leveransomfång/apparatens delar

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 Ansiktsmask | 9 Kontrollampa EMS-läge |
| 2 Elektroder | 10 Manöverknapp |
| 3 Stickkontakt | 11 EMS-knapp |
| 4 Fjärrkontroll | 12 Laddningsanslutning |
| 5 Blå LED-lampa | 13 Långt gummiband, 2× |
| 6 Batterikontrollampa | 14 Kort gummiband, 2× |
| 7 Display | 15 USB-laddkabel |
| 8 Kontrollampa LED-läge | |

2 Allmänt

2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Denna bruksanvisning hör till denna LED EMS Face Mask (nedan kallad "produkten"). Den innehåller viktig information om idrifttagning och användning. Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna användarmanual kan medföra personskador eller skador på produkten. Användarmanualen grundar sig på de standarder och regler som gäller inom Europeiska unionen. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara användarmanualen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan är det viktigt att du bifogar den här användarmanualen.

2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här användarmanualen, på produkten eller på förpackningen.

VARNING!

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

OBS!

Detta signalord varnar för möjliga saksador.



Denna signalsymbol ger dig användbar extra information om hantering och användning.



Bekanta dig med bruksanvisningen.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Apparater märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).



Denna symbol karakteriserar märkspänningen och märkströmmen för likström.

SV 3 Säkerhet

3.1 Avsedd användning

Produkten är exklusivt framtagen för att återställa hudens lyster, elasticitet och struktur. Den aktiverar också ansiktsmuskulerna via EMS (elektrisk muskelstimulering). Därutöver bidrar den till att minska fina linjer, rynkor och andra huddefekter. Den är avsedd uteslutande för privat bruk och inte lämplig för kommersiella syften.

Använd produkten endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till saksador eller personskador. Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personskador som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.

3.2 Säkerhetsanvisningar



VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Använd produkten endast i inomhuslokaler.
- Produkten får drivas endast med säkerhetsklenspänning i enlighet med märkningen på produkten.

- Öppna inte kåpan och stick inte in några föremål i kåpan.
- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskkällor.
- Använd produkten endast med den medföljande USB-laddkabeln.
- Produkten eller USB-laddkabeln får inte användas om de är skadade eller defekta. För att undvika risker måste skadade eller defekta delar bytas ut av tillverkaren eller kundtjänsten.
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, när du rengör den eller när ett fel föreligger. Dra alltid ut USB-laddkabeln när du inte laddar produkten.
- Ta aldrig i USB-laddkabeln med våta eller fuktiga händer.
- Transportera, dra eller bär aldrig produkten i USB-laddkabeln.
- Håll produkten och USB-laddkabeln borta från öppen låga och heta ytor.
- Placera USB-laddkabeln så att den inte utgör någon snubbelrisk.

- Vik inte USB-laddkabeln och linda den inte runt produkten. Lägg inte USB-laddkabeln över vassa kanter.
- Doppa inte produkten eller USB-laddkabeln i vatten eller andra vätskor. Håll den borta från vatten.
- Använd inte produkten när den laddas.
- Försök inte att ta ut batteriet ur produkten. Denna produkt innehåller batterier som inte kan bytas ut.



SV VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Denna produkt får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten.
- Produkten får inte användas av gravida, barn, personer med epilepsi, sköldkörtelpatienter, personer som tar sköldkörtelläkemedel, personer med fotoallergi eller av personer som tar läkemedel för att behandla ljusallergi.
- Produkten får inte användas vid

hudsjukdomar, varbildning, olycksbetingade eller postoperativa sår.

- Använd inte produkten om du har metallimplantat i ansiktet/munnen.
- Använd den blå LED-lampan eller EMS-läget i högst 10 minuter per användning och högst 3 användningar per vecka.
- Kontakta din läkare om du inte är säker på om du kan använda produkten.
- Om du känner dig dålig eller drabbas av onormala reaktioner (t.ex. klåda eller obehagliga inflammationer) eller om huden blir varm på ett obehagligt sätt ska du genast sluta använda produkten.
- Titta inte direkt in i ljuskällan på produkten.
- Håll barn borta från produkten och USB-laddkabeln.

SV

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Håll produkten borta från öppen eld, heta ytor, höga temperaturer eller väderpåverkan (till exempel regn).
- Produkten får inte vikas eller rullas ihop.
- Placera inte några tunga föremål på produkten.
- Sluta använda produkten om plastdelarna är spruckna, brutna eller deformerade. Ersätt skadade delar enbart med motsvarande originaldelar.

4 Kontrollera produkt och leveransomfattning

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan produkten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.
1. Ta ut produkten ur förpackningen.
 2. Kontrollera att leveransen är fullständig (se **bild A**).
 3. Kontrollera produkten och de enskilda delarna avs. skador. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.

SV

5 Ladda

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd endast den medföljande USB-laddkabeln för laddning.
 - Ladda produkten endast vid temperaturer mellan 0 och 40 °C.
- i**
- Ladda produkten fullständigt före den första användningen och när batteriet är svagt. Laddtiden är ca 3,5 timmar.
 - När batterinivån är låg blinkar batterikontrolllampan **6** fem gånger före automatisk avstängning. Ladda produkten.
 - Produkten kan inte användas medan laddning pågår.
 - Om produkten förvaras under en längre tid bör laddnivån kontrolleras och batteriet laddas regelbundet.
1. Stick in USB-laddningskabelns **15** mindre ände i fjärrkontrollens **4** laddningsanslutning **12**.
 2. För att ladda produkten sätter du den större änden av USB-laddkabeln i USB-anslutningen (ingår ej i leveransomfattningen) (t.ex. USB-nätadapter, 5 V DC, 1 A).

3. Sätt USB-nätadaptern i ett eluttag för laddning.
Batterikontrolllampan **6** visar laddstatus. Laddningen är slutförd när alla områden i batterikontrolllampan lyser med fast sken.
4. När laddningen är klar kopplar du bort USB-nätadaptern från uttaget och USB-laddningsanslutningen från laddningsporten på fjärrkontrollen.

6 Montering

1. Öppna kardborrfästena på gummibandet.
2. För in de långa gummibandet **13** genom de övre öppningarna och de korta gummibandet **14** genom de nedre öppningarna på ansiktsmasken **1** (se steg 1 i **bild B**).
3. Stäng kardborrfästena för att fästa gummibandet på ansiktsmasken (se steg 2 i **bild B**).

7 Användning

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd den blå LED-lampan eller EMS-läget i högst 10 minuter per användning och högst 3 användningar per vecka.

7.1 Genomförande av behandling

1. Ladda produkten fullständigt, och sätt fast gummibandet **13**/**14** korrekt (se kapitlen "Ladda" och "Montering").
2. Rengör och torka ansiktet och händerna noggrant. Se till att det inte finns några spår av smink eller smuts.
3. Sätt eller lägg dig ned och placera ansiktsmasken **1** på ditt ansikte.
4. Fäst ansiktsmasken med hjälp av kardborrfästena i ändarna av gummibandet, så att den sitter bekvämt på ansiktet. Se till att elektroderna **2** vidrör din hud.
5. Anslut ansiktsmaskens stickkontakt **3** till laddningsanslutningen **12**.
6. Håll manöverknappen **10** nedtryckt för att sätta igång produkten.

Produkten aktiverar LED-funktionen som standard efter att den har slagits på. Meddelandet "F1" visas en kort stund på displayen **7** innan timerns nedräkning (10 minuter) startar.

- Om du så önskar kan du trycka på manöverknappen igen för att välja ett annat driftläge.

Mer information finns i kapitlet "Välja driftläge".

- Produkten stängs av automatiskt efter nedräkningen. Ta bort ansiktsmasken och applicera ett serum och/eller en dag-/nattkräm på huden.

Du kan också hålla manöverknappen intryckt för att stänga av produkten när som helst.

7.2 Välja driftläge

- Tryck flera gånger på manöverknappen **10** för att bläddra igenom driftlägena (F1–F4).
- Beskrivning av driftlägena:

	Läge	Lämpar sig bäst för
F1	LED (röd, mörkröd, nära infraröd och djupt nära infraröd)	Anti-aging: reducerar fina linjer och rynkor, återuppbygger kollagen- och elastinfibrer och bidrar till att förbättra mikrocirkulationen för en fastare och stramare hud.
F2	LED (bärnstensfärgad, mörkröd, nära infraröd och djupt nära infraröd)	Minskar pigmentering och rodnad, lugnar huden och främjar kollagenproduktionen för en jämnare hudton och fastare hud.
F3	LED (röd och mörkröd)	Reglerar talgproduktionen i ansiktet, lugnar känslig hud och minskar rodnad.
F4	LED (blå)	Påskyndar reducering av aknerelaterad rodnad och ger en jämnare hudton.

- Kontrolllampan LED-läge **8** tänds när LED-funktionen är aktiv.
- De blå LED-lamporna **5** tänds när F4-läget är valt.
- Det valda driftläget visas en kort stund på displayen **7** innan timerns nedräkning (10 minuter) startar. Timern nollställs om du väljer ett annat driftläge.

7.3 EMS-funktion



EMS-funktionen (elektrisk muskelstimulering) genererar mikroströmmar som stimulerar muskelrörelser, förbättrar blodcirkulationen och främjar produktionen av kollagen och elastin.

För att aktivera EMS-funktionen:

1. Håll EMS-knappen **11** intryckt för att aktivera EMS-funktionen. Intensiteten är inställd på nivå 1 som standard. Detta visas kortvarigt som "L1" på displayen **7**.

EMS-funktionen fungerar endast i LED-lägena 1, 2 och 3.

Kontrolllampan EMS-läge **9** tänds när EMS-funktionen har valts.

2. Tryck på EMS-knappen flera gånger för att växla mellan EMS-effektnivåerna (1–8).

För att undvika obehag aktiveras en högre effektnivå först ca 1,5 sekunder efter valet.

På displayen visas omväxlande den valda EMS-intensitetsnivån (med "L"), aktuellt driftläge (med "F") och återstående användningstid.

- Du kommer att märka hur svaga elektriska impulser orsakar sammandragningar i dina ansiktsmuskler. Använd den högsta energinivå som du fortfarande känner dig bekväm med. Sänk energinivån så snart du känner obehag.
- Användningen varar under den tid som du har valt att använda LED-lampan. Produkten stängs av automatiskt efter nedräkningen. Du kan också hålla manöverknappen intryckt för att stänga av produkten när som helst.
- Om du vill sluta använda EMS-funktionen under en LED-användning håller du EMS-knappen intryckt tills EMS-funktionen stängs av.

8 Användningsschema



VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd den blå LED-lampan eller EMS-läget i högst 10 minuter per användning och

högst 3 användningar per vecka. Alla andra lägen kan användas dagligen från och med den fjärde veckan.

Följ följande tidsschema när produkten används för första gången:

Första veckan	Användning en gång var 3 dag i max. 10 minuter
Andra veckan	Användning en gång varannan dag i max. 10 minuter
Tredje veckan	Användning en gång varannan dag i max. 10 minuter
Fjärde veckan	Användning en gång om dagen i max. 20 minuter åt gången

SV


Så fort du ser resultat ska du passa frekvensen till en eller två gånger per vecka.

9 Rengöring

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Koppla alltid bort produkten från strömkällan före rengöring.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Använd inga aggressiva rengöringsmedel (t.ex. ättika eller kalklösare), borstar med metall- eller nylonborst eller vassa eller metalliska rengöringsredskap såsom knivar, hårda skrapor eller liknande.
- Använd inte hett vatten för rengöringen.
- Torka av ansiktsmasken  med en fuktig duk eller en vattenbaserad rengöringsduk. Torka sedan torrt med en torr trasa.

I0 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra.

- Förvara produkten på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.
- Förvara produkten så att den är otillgänglig för barn.
- Förvara produkten i originalförpackningen för att skydda den på bästa möjliga sätt.

I1 Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Se till att produkten har laddats på korrekt sätt.• Kontrollera att produkten inte är ansluten till en USB-strömkälla. Produkten fungerar inte vid laddning.
Produkten laddas inte.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att USB-laddkabeln är ansluten mellan laddningsanslutningen och USB-strömkällan på ett säkert sätt.

SV

I2 Tekniska data

Modell:	FAC06
Märkspänning:	3,7 V
Batterikapacitet:	2 000 mAh litium
Antal LED-lampor:	60 (ansiktsmask) 3 (fjärrkontroll)
Totalt antal LED-lampor:	243
Material:	Livsmedelsgodkänt silikon, ABS, PC
Vikt:	352,4 g
Dimensioner (L × B × D):	235 × 223 × 108 mm

13 Avfallshantering

13.1 Kassera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

13.2 Kassera produkten

(Tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



Kasserade apparater får inte kastas i hushålls-soporna!

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På så sätt

säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

Batterier och batteripack får inte kastas i hushållsav-fallet!



Som konsument är du skyldig enligt lag att lämna samtliga batterier och batteripack – oavsett om de innehåller farliga ämnen* eller inte – till kommunens/ stadsdelens återvinningscentral eller till en återförsäljare för miljövänlig avfallshantering.

Ta med den fullständiga produkten (inklusive batteriet) till din återvinningcentral och se till att batteriet är urladdat!

* märkta med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

Obs! Om du vill ta bort batteriet, linda en handduk runt fjärrkontrollen och krossa höljet med en hammare. Se till att dina ögon och händer är skyddade för att undvika skador. Beakta att det inte går att sätta i batteriet igen.

14 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en 2-års garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

15 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: www.silkn.eu. Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från www.silkn.eu som pdf.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Právní sdělení

Společnost Invention Works B.V. si vyhrazuje právo na změny výrobků nebo specifikací, za cílem zvýšení výkonu, spolehlivosti nebo zpracovatelnosti. Informace poskytnuté společností Invention Works B.V. jsou v době publikování považovány za správné a spolehlivé. Společnost Invention Works B.V. však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich používání. Licence se neposkytuje se konkludentně, ani na základě patentu nebo patentového práva společnosti Invention Works B.V.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Invention Works B.V. nesmí být žádná část tohoto dokumentu žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována nebo přenášena, a to ani elektronickou nebo mechanickou cestou. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.

CS

Společnost Silk'n Beauty Ltd. disponuje patenty, zahájenými patentovými přihláškami, obchodními značkami, autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které jsou součástí tohoto dokumentu. Pokud nebude se společností Silk'n Beauty Ltd. sepsána pro tyto patenty, obchodní značky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví výslovná písemná dohoda, není poskytnutí tohoto dokumentu v žádném případě licencí. Změna technických údajů bez předchozího oznámení vyhrazena.

Silk'n a logo Silk'n jsou zapsané ochranné známky společnosti Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nizozemsko
www.silk'n.eu - info@silk'n.eu

Obsah

1	Rozsah dodávky/Části přístroje	177
2	Všeobecné informace	177
2.1	Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití	177
2.2	Vysvětlení symbolů	177
3	Bezpečnost	178
3.1	Použití v souladu s určením	178
3.2	Bezpečnostní upozornění	178
4	Kontrola výrobku a obsahu dodávky	182
5	Nabíjení	182
6	Sestavení	183
7	Obsluha	183
7.1	Provedení aplikace	183
7.2	Výběr ovládacích režimů	184
7.3	Funkce EMS	185
8	Plán aplikace	186
9	Čištění	186
10	Skladování	187
11	Odstraňování problémů	187
12	Technické údaje	187
13	Likvidace	188
13.1	Likvidace obalu	188
13.2	Likvidace výrobku	188
14	Záruční informace	189
15	Služba zákazníkům	189

I Rozsah dodávky/Části přístroje

- | | | | |
|---|-------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Maska na obličej | 9 | Kontrolka režimu EMS |
| 2 | Elektrody | 10 | Ovládací tlačítko |
| 3 | Zástrčka | 11 | Tlačítko EMS |
| 4 | Dálkové ovládání | 12 | Nabíjecí konektor |
| 5 | Modrá LED světla | 13 | Dlouhý pryžový pásek, 2× |
| 6 | Kontrolka stavu baterie | 14 | Krátký pryžový pásek, 2× |
| 7 | Displej | 15 | Nabíjecí USB kabel |
| 8 | Kontrolka režimu LED | | |

2 Všeobecné informace

2.1 Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití



Tento návod se vztahuje na tento výrobek LED EMS Face Mask (dále jen „výrobek“). Obsahuje důležité informace k uvedení do provozu a používání.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Platí to zejména pro bezpečnostní upozornění. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek zranění nebo poškození výrobku. Návod k použití je založený na normách a pravidlech platných v Evropské unii. Respektujte pokyny a zákony platné v zahraničí i pro jednotlivé země. Uschovejte tento návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, současně s ním předejte i tento návod k použití.

2.2 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na výrobku nebo na obalu se používají následující symboly a výstražná slova.



VÝSTRAHA!

Tato výstražná slova/výstražné symboly označují nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí poškození majetku.



Tento výstražný symbol poskytuje užitečné dodatečné informace k zacházení a užívání.



Přečtěte si návod k použití.



Prohlášení o shodě: S tímto symbolem označení jsou výrobky v souladu se všemi platnými předpisy Společenství v rámci Evropského hospodářského prostoru.



Přístroje, které jsou označené tímto symbolem, jsou vhodné pouze pro domácí použití (v suchých vnitřních prostorech).



Tento symbol označuje jmenovité napětí a jmenovitý proud pro stejnosměrný proud.

3 Bezpečnost

CS

3.1 Použití v souladu s určením

Výrobek je určen výhradně k tomu, aby vaši pokožce vrátil její zářivost, pružnost a strukturu. Díky účinku EMS (elektrické svalové stimulace) navíc aktivuje obličejové svaly. Dále pomáhá redukovat jemné i hluboké vrásky a jiné nedokonalosti pleti. Je určen výlučně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití.

Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo zraněním. Výrobce neručí za škody nebo zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

3.2 Bezpečnostní upozornění

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Výrobek používejte pouze v interiéru.
- Výrobek smí být používán pouze s bezpečnostním nízkým napětím v souladu s označením na výrobku.

- Neotevírejte pouzdro a nevkládejte do něj žádné předměty.
- Při opravách smí být používány pouze díly, které odpovídají původním údajům přístroje. V tomto výrobku se nachází elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Používejte výrobek pouze s dodaným nabíjecím USB kabelem.
- V případě poškození nebo závady výrobku či nabíjecího USB kabelu výrobek dále nepoužívejte. Výměnu poškozených či vadných součástí smí provádět pouze výrobce nebo zákaznický servis, aby se předešlo rizikům.
- Výrobek vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte, když jej čistíte nebo v případě závady. Pokud výrobek nenabíjíte, vždy odpojte nabíjecí USB kabel.
- Nikdy se nedotýkejte nabíjecího USB kabelu mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nikdy výrobek nepřpravujte, netahejte ani nepřenašejte za nabíjecí USB kabel.
- Výrobek a nabíjecí USB kabel uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného plamene a horkých povrchů.
- Umístěte nabíjecí USB kabel tak, abyste o něj nezakopli.

- Neohýbejte nabíjecí USB kabel do ostrých úhlů a neomotávejte jej kolem výrobku. Nepokládejte nabíjecí USB kabel přes ostré hrany.
- Neponořujte výrobek ani nabíjecí USB kabel do vody nebo jiných kapalin. Uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od vody.
- Výrobek nepoužívejte během nabíjení.
- Nepokoušejte se vyjmout z výrobku baterie. Tento výrobek obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smí tento výrobek používat pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného použití výrobku a jsou schopny porozumět rizikům, která jsou s ním spojena. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Čištění a běžnou údržbu nesmí provádět děti.
- Výrobek nesmí používat těhotné ženy, děti, osoby trpící epilepsií, pacienti s onemocněním štítné žlázy, osoby užívající léky k léčbě onemocnění štítné žlázy, osoby náchylné k fotoalergii či osoby užívající léky k léčbě fotoalergie.

- Výrobek se nesmí používat při výskytu kožních onemocnění, hnisavých ran, traumatických a pooperačních ran.
- Máte-li v obličeji/ústech kovové implantáty, výrobek nepoužívejte.
- Modrá LED světla nebo režim EMS používejte maximálně 10 minut na jednu aplikaci a provádějte maximálně 3 aplikace týdně.
- Pokud si nejste jisti, zda je pro vás použití výrobku vhodné, obraťte se na svého lékaře.
- CS** • Jestliže se vám při používání výrobku udělá nevolno, objeví-li se neobvyklé reakce (např. svědění nebo nepříjemný zánět) nebo pokud budete na pokožce cítit nepříjemné teplo, výrobek ihned přestaňte používat.
- Nedívejte se přímo do oblasti světelného zdroje výrobku.
- Uchovávejte výrobek a nabíjecí USB kabel mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Výrobek neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů, nevystavujte ho vysokým teplotám ani povětrnostním vlivům (např. dešti).
- Výrobek neskládejte ani nenamotávejte.
- Na výrobek nepokládejte žádné těžké předměty.

- V případě prasknutí, zlomení nebo deformací plastových dílů přestaňte výrobek používat. Poškozené díly nechejte vyměnit pouze za příslušné originální náhradní díly.

4 Kontrola výrobku a obsahu dodávky

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Pokud neopatrně otevřete obal pomocí ostrého nože nebo pomocí jiných ostrých předmětů, můžete výrobek snadno poškodit. Při otevírání buďte velmi opatrní.

1. Výrobek vyjměte z obalu.
2. Přesvědčte se, zda je dodávka kompletní (viz **obr. A**).
3. Zkontrolujte, zda výrobek nebo jeho jednotlivé části nejsou poškozené. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Za tímto účelem se obraťte na náš zákaznický servis.


CS

5 Nabíjení

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- K nabíjení používejte vždy pouze dodaný nabíjecí USB kabel.
- Výrobek nabíjejte pouze při okolní teplotě v rozsahu od 0 do 40 °C.



- Výrobek nechejte před prvním použitím a při nízkém výkonu akumulátoru úplně nabít. Doba trvání nabíjení je cca 3,5 hodiny.
- Při nízkém stavu nabití baterie 5× zabliká kontrolka stavu baterie , než dojde k automatickému vypnutí. Výrobek nabíjete.



- Během nabíjení není možné výrobek používat.
- Je-li výrobek delší dobu uskladněn, je třeba kontrolovat jeho stav nabití a pravidelně dobít baterii.

1. Menší konec nabíjecího USB kabelu (15) zapojte do nabíjecího konektoru (12) na dálkovém ovladači (4).
2. Pro nabíjení zapojte větší konec nabíjecího USB kabelu do USB konektoru vhodného USB napájecího adaptéru (není součástí dodávky) (např. USB zástrčkový napájecí adaptér, 5 V DC, 1 A).
3. Pro nabíjení zapojte USB zástrčkový napájecí adaptér do zásuvky. Kontrolka stavu baterie (6) signalizuje stav nabití. Svítí-li všechny segmenty kontrolky stavu baterie nepřerušovaně, je nabíjení dokončeno.
4. Po dokončení nabíjení vypojte USB zástrčkový napájecí adaptér ze zásuvky a nabíjecí USB kabel z nabíjecího konektoru dálkového ovladače.

CS

6 Sestavení

1. Rozepněte suché zipy na pryžových páscích.
2. Provlékněte dlouhé pryžové pásky (13) horními otvory a krátké pryžové pásky (14) spodními otvory masky na obličej (1) (viz krok 1 na **obr. B**).
3. Pro připevnění pryžových pásek k masce na obličej zapněte suché zipy (viz krok 2 na **obr. B**).

7 Obsluha

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Modrá LED světla nebo režim EMS použijte maximálně 10 minut na jednu aplikaci a provádějte maximálně 3 aplikace týdně.

7.1 Provedení aplikace

1. Výrobek zcela nabijte a správně na něj upevněte pryžové pásky (13)/(14) (viz kapitola „Nabíjení“ a „Sestavení“).
2. Důkladně si vyčistěte a osušte obličej a ruce. Ujistěte se, že jste odstranili make-up a nečistoty.
3. Posadte se nebo si lehněte a nasadte si masku na obličej (1).
4. Pomocí suchých zipů na konci pryžových pásek upravte polohu

masky na obličej tak, aby vám na obličejí pohodlně seděla. Dbejte na to, aby se elektrody 2 dotýkaly vaší pleti.

5. Zapojte zástrčku 3 masky na obličej do nabíjecího konektoru 12.
6. Podržením ovládacího tlačítka 10 výrobek zapnete.

Po zapnutí výrobek automaticky aktivuje funkci LED světel. Na displeji 7 se krátce zobrazí hlášení „F1“, než začne odpočítávání času (10 minut).

7. Chcete-li zvolit jiný režim, vyberte je opětovným stisknutím ovládacího tlačítka.

Další informace naleznete v kapitole „Výběr ovládacích režimů“.

8. Po skončení odpočítávání času se výrobek automaticky vypne. Sejměte si masku na obličej z hlavy a naneste na pokožku sérum a/nebo denní/noční krém.

Výrobek můžete také kdykoli vypnout stisknutím a podržením ovládacího tlačítka.

7.2 Výběr ovládacích režimů

- Opakovaným stisknutím ovládacího tlačítka 10 lze přepínat ovládací režimy (F1–F4).
- Popis ovládacích režimů:

	Režim	Nejvhodnější pro
F1	LED (červené, tmavě červené, blízké infračervené a hloubkové blízké infračervené světlo)	Anti-aging: redukuje jemné a hlubší vrásky, obnovuje kolagenová a elastinová vlákna a pomáhá zlepšovat mikrocirkulaci pro lepší napnutí a zpevnění pokožky.
F2	LED (jantarové, tmavě červené, blízké infračervené a hloubkové blízké infračervené světlo)	Redukuje pigmentaci a zarudnutí, zklidňuje pokožku a podporuje tvorbu kolagenu pro rovnoměrnější tón pleti a lepší napnutí pokožky.
F3	LED (červené a tmavě červené světlo)	Reguluje produkci kožního mazu na pleti obličejí, zklidňuje citlivou pokožku a snižuje zarudnutí.

	Režim	Nejvhodnější pro
F4	LED (modré světlo)	Urychluje vymizení červených skvrn po akné a zajišťuje rovnoměrnější tón pleti.

- Když je funkce LED aktivní, rozsvítí se kontrolka režimu LED **8**.
- Modrá LED světla **5** se rozsvítí při zvolení režimu F4.
- Na displeji **7** se krátce zobrazí zvolený ovládací režim a poté začne odpočítávání času (10 minut). Při nastavení jiného ovládacího režimu se časovač resetuje.

7.3 Funkce EMS



Funkce EMS (elektrická svalová stimulace) vysílá elektrické mikroproudy, které stimulují pohyby svalů, zlepšují prokrvení a podporují tvorbu kolagenu a elastinu.

Pro aktivaci funkce EMS:

1. Pro zapnutí funkce EMS přidržte tlačítko EMS **11**. Intenzita je standardně nastavena na úroveň 1. To je na displeji **7** krátce indikováno jako „L1“.

Funkce EMS funguje pouze v režimech LED 1, 2 a 3.

Po výběru funkce EMS se rozsvítí kontrolka režimu EMS **9**.

2. Opakovaným stisknutím tlačítka EMS můžete měnit stupně výkonu (1–8) funkce EMS.

Vyšší stupeň výkonu se aktivuje přibližně až za 1,5 sekundy po výběru, aby změna nebyla nepříjemná.

Na displeji jsou střídavě indikovány zvolená úroveň intenzity EMS (písmenem „L“), aktuální ovládací režim (písmenem „F“) a zbývající čas aplikace.

- Pocítíte, jak slabé elektrické impulzy vyvolávají kontrakce vašich obličejových svalů. Použijte nejvyšší úroveň energie, která je vám ještě příjemná. V případě nepříjemného pocitu úroveň energie snižte.
- Aplikace probíhá po dobu zvoleného režimu LED. Po skončení odpočítávání času se výrobek automaticky vypne. Výrobek můžete také kdykoli vypnout stisknutím a podržením ovládacího tlačítka.
- Chcete-li aplikaci funkce EMS během režimu LED zastavit, přidržte tlačítko EMS, dokud se funkce EMS nevypne.

8 Plán aplikace

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Modrá LED světla nebo režim EMS používejte maximálně 10 minut na jednu aplikaci a provádějte maximálně 3 aplikace týdně. Všechny ostatní režimy lze od čtvrtého týdne používat každodenně.

Při prvním použití výrobku dodržte tento časový plán:

První týden	Použijte jednou za 3 dny, vždy max. 10 minut
Druhý týden	Použijte jednou za 2 dny, vždy max. 10 minut
Třetí týden	Použijte jednou za 2 dny, vždy max. 10 minut
Čtvrtý týden	Použijte jedenkrát každý den, vždy max. 20 minut

Jakmile zaznamenáte výsledky aplikace přístroje, snižte četnost použití na jedenkrát nebo dvakrát týdně.

9 Čištění

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Předtím, než výrobek vyčistíte, ho vždy odpojte od zdroje napájení.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např. ocet nebo odstraňovač vodního kamene), kartáče s kovovými či nylonovými štětinami ani ostré nebo kovové čisticí nástroje, jako jsou nože, tvrdé špachtle atd.
- Výrobek nečistěte horkou vodou.

- Otřete masku na obličej **1** navlhčeným hadříkem nebo vlhčeným ubrouskem na vodní bázi. Poté ji zcela osušte suchým hadříkem.

10 Skladování

Před uskladněním zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché.

- Výrobek uschovávejte na čistém a suchém místě, které je chráněno před horkem a přímým slunečním světlem.
- Výrobek uložte tak, aby k němu neměly přístup děti.
- Výrobek uchovávejte v původním obalu, abyste ho co možná nejlépe chránili.

11 Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete odstranit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud se problém přesto nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek neopravujte sami.

CS

Porucha	Možné příčiny a řešení
Výrobek nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je výrobek řádně nabitý. • Ujistěte se, že výrobek není připojen k USB napájecímu adaptéru. Výrobek během nabíjení nefunguje.
Výrobek není možné nabít.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je nabíjecí USB kabel řádně zapojen do nabíjecího konektoru a USB napájecího adaptéru.

12 Technické údaje

Model:	FAC06
Jmenovité napětí:	3,7 V
Kapacita baterie:	2 000 mAh lithiová
Počet LED světel:	60 (maska na obličej) 3 (dálkový ovladač)
Celkový počet LED žárovek:	243
Materiály:	Silikon v potravinářské kvalitě, ABS, PC

Hmotnost: 352,4 g
Rozměry (d × š × h): 235 × 223 × 108 mm

13 Likvidace

13.1 Likvidace obalu



Obal zlikvidujte podle jeho typu. Lepenku a karton odevzdejte do sběru papíru, folie do sběru druhotných surovin.

13.2 Likvidace výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém recyklovatelného sběru surovin)



Zákaz vhazování starých přístrojů do domovního odpadu!

Pokud již nelze výrobek používat, **zlikvidujte jej v souladu s nařízeními, která jsou platná ve vaší zemi či regionu.** Tím je zajištěno, že budou staré

spotřebiče řádně recyklovány a bude zabráněno negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektronické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a akumulátory – ať už obsahují nebezpečné látky* nebo ne – na sběrném místě ve vaší obci/městské části nebo u prodejce, aby mohly být zlikvidovány ekologicky.

Odneste celý výrobek (včetně akumulátoru) na příslušné sběrné místo a ujistěte se, že je akumulátor vybitý!

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Upozornění: Chcete-li vyjmout dobíjecí baterie, omotejte kolem dálkového ovladače ručník a rozbijte pouzdro kladivem. Zajistěte, abyste měli oči a ruce chráněny a nedošlo přitom k poranění. Upozorňujeme, že vyjmutí dobíjecí baterie je nevratný proces.

14 Záruční informace

Na tento výrobek se vztahují evropská nařízení a zákony o 2 leté záruce. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické vady způsobené vadnými výrobními postupy. Pokud chcete uplatnit svůj nárok na záruku, je nutno získat pokyny od naší služby zákazníkům. Může vyřešit váš problém, aniž byste museli výrobek zaslat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naše služba zákazníkům vám vždy rád pomůže!

15 Služba zákazníkům

Další informace o výrobcích Silk'n naleznete na svých regionálních webových stránkách na: www.silkn.eu. Pokud je přístroj poškozený nebo defektní, potřebuje opravu, jestliže potřebujete naši pomoc, obraťte se na nejbližší servisní středisko Silk'n. Tuto příručku uživatele si ve formátu PDF můžete stáhnout i z www.silkn.eu.

CS

Číslo servisního střediska: +31 (0) 180-330550
E-mail: info@silkn.eu

Prawa autorskie 2025 © Silkn Beauty Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silkn Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silkn Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia
www.silkn.eu – info@silkn.eu

PL

Spis treści

1	Zakres dostawy / części urządzenia	192
2	Informacje ogólne	192
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	192
2.2	Objaśnienie symboli	192
3	Bezpieczeństwo	193
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	193
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	194
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	197
5	Ładowanie	198
6	Złożenie	199
7	Obsługa	199
7.1	Przeprowadzanie sesji	199
7.2	Wybór trybów obsługi	200
7.3	Funkcja EMS	201
8	Harmonogram stosowania	201
9	Czyszczenie	202
10	Przechowywanie	203
11	Rozwiązywanie problemów	203
12	Dane techniczne	204
13	Utylizacja	204
13.1	Utylizacja opakowania	204
13.2	Utylizacja produktu	204
14	Informacje gwarancyjne	205
15	Obsługa klienta	205

I Zakres dostawy / części urządzenia

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Maska na twarz | 9 | Lampka kontrolna trybu EMS |
| 2 | Elektrody | 10 | Przycisk |
| 3 | Wtyczka | 11 | Przycisk EMS |
| 4 | Pilot | 12 | Gniazdo ładowania |
| 5 | Niebieskie diody LED | 13 | Długi gumowy pasek, 2× |
| 6 | Wskaźnik poziomu naładowania baterii | 14 | Krótki gumowy pasek, 2× |
| 7 | Wyświetlacz | 15 | Kabel USB do ładowania |
| 8 | Lampka kontrolna trybu LED | | |

2 Informacje ogólne

2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi należy do tej LED EMS Face Mask (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia użytkowania i obsługi.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy sygnalizuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym (w suchych pomieszczeniach).



Ten symbol wskazuje napięcie i natężenie znamionowe dla prądu stałego.

PL

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt został opracowany wyłącznie w celu przywrócenia skórze blasku, elastyczności i struktury. Aktywuje również mięśnie twarzy poprzez EMS (elektryczną stymulację mięśni). Ponadto pomaga zredukować drobne linie, zmarszczki i inne niedoskonałości skóry. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego.

Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Produkt może być zasilany wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem, zgodnie z oznaczeniem na produkcie.
- Nie otwierać obudowy i nie wkładać do niej żadnych przedmiotów.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodzwonne do bezpiecznego użytkowania.
- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym kablem USB do ładowania.
- Nie należy używać produktu ani kabla USB do ładowania, jeśli są one uszkodzone lub wadliwe. Uszkodzone lub wadliwe części muszą zostać wymienione przez producenta lub serwis, aby uniknąć ryzyka.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Zawsze odłączać kabel USB do ładowania, gdy produkt nie jest ładowany.
- Nigdy nie dotykać kabla USB do ładowania wilgotnymi lub mokrymi rękami.

- Nigdy nie transportować, nie ciągnąć ani nie przenosić produktu za kabel USB do ładowania.
- Przechowywać produkt i kabel USB do ładowania z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.
- Nie załamywać kabla USB do ładowania ani nie owijać go wokół produktu. Nie prowadzić kabla USB do ładowania przez ostre krawędzie.
- Nie zanurzać produktu ani kabla USB do ładowania w wodzie lub w innych cieczach. Należy trzymać go z dala od wody.
- Nie używać produktu podczas ładowania.
- Nie należy próbować wyjmować baterii z produktu. Produkt zawiera niewymienne baterie.

**! OSTRZEŻENIE! RYZYKO
ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!**

- Ten produkt nie może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecz-

nego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.

- Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, dzieci, osoby z epilepsją, osoby z chorobami tarczycy, osoby przyjmujące leki na tarczycę, osoby z fotoalergią lub osoby przyjmujące leki na alergię na światło.
- Produkt nie może być stosowany w przypadku chorób skóry, ropiejących ran, ran powypadkowych i pooperacyjnych.
- Produktu nie mogą używać osoby posiadające metalowe implanty w twarzy / jamie ustnej.
- Używać niebieskiej diody LED lub trybu EMS przez maksymalnie 10 minut na aplikację i maksymalnie 3 aplikacje tygodniowo.
- W razie wątpliwości co do możliwości stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, wystąpienia nietypowych reakcji (np. swędzenia lub nieprzyjemnego stanu zapalnego) lub nieprzyjemnego nagrzania skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.

- Nie należy patrzeć bezpośrednio w strefę źródeł światła produktu.
- Dzieci należy trzymać z dala od produktu i kabla USB do ładowania.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni, wysokiej temperatury lub czynników atmosferycznych (np. deszczu).
- Nie zginać ani nie zwijać produktu.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Nie używać produktu, jeżeli części z tworzywa sztucznego są pęknięte, połamane lub zdeformowane. Uszkodzone części należy wymieniać tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.

1. Wyjąć produkt z opakowania.
2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

5 Ładowanie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonego kabla USB do ładowania.
- Produkt ładować w temperaturze od 0 do 40°C.



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski. Czas ładowania wynosi ok. 3,5 godziny.
 - Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik poziomu naładowania baterii **6** miga 5 razy, zanim nastąpi automatyczne wyłączenie. Naładować produkt.
 - Produkt nie może być używany podczas ładowania.
 - Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania i regularnie ładować baterię.
1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB do ładowania **15** do gniazda ładowania **12** produktu pilota **4**.
 2. Aby naładować urządzenie, podłączyć większą końcówkę kabla USB do ładowania do gniazda USB odpowiedniego źródła zasilania USB (nie wchodzi w skład zestawu) (np. zasilacz USB, 5 V DC, 1 A).
 3. Podłączyć zasilacz USB do gniazda zasilania, aby naładować urządzenie.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii **6** wskazuje poziom naładowania. Proces ładowania jest zakończony, gdy wszystkie obszary wskaźnika poziomu naładowania baterii emitują ciągłe światło.

4. Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilacz USB od gniazda ściennego i kabel USB do ładowania od gniazda ładowania pilota.

6 Złożenie

1. Odpiąć zapięcia na rzepy na gumowych paskach.
2. Przełożyć długie gumowe paski (13) przez górne otwory, a krótkie gumowe paski (14) przez dolne otwory maski na twarz (1) (patrz krok 1 na **rys. B**).
3. Zapiąć zapięcia na rzepy, aby przymocować gumowe paski do maski na twarz (patrz krok 2 na **rys. B**).

7 Obsługa

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Używać niebieskiej diody LED lub trybu EMS przez maksymalnie 10 minut na aplikację i maksymalnie 3 aplikacje tygodniowo.

7.1 Przeprowadzanie sesji

1. Naładować całkowicie produkt i prawidłowo założyć gumowe paski (13)/(14) (patrz rozdział „Ładowanie” i „Złożenie”).
2. Dokładnie umyć i osuszyć twarz i ręce. Upewnić się, że nie znajduje się na nich makijaż ani brud.
3. Usiąść lub położyć się i umieścić maskę na twarz (1) na swojej twarzy.
4. Za pomocą zapięć na rzepy na końcach gumowych pasków założyć maskę tak, aby wygodnie przylegała do twarzy. Zwrócić uwagę na to, aby elektrody (2) miały styczność ze skórą.
5. Połączyć wtyczkę (3) maski na twarz z gniazdem ładowania (12).
6. Naciśnąć i przytrzymać przycisk (10), aby włączyć produkt. Produkt domyślnie aktywuje funkcję LED po włączeniu. Komunikat „F1” pojawi się na krótko na wyświetlaczu (7) przed rozpoczęciem odliczania czasu (10 minut).
7. Należy, w razie potrzeby, ponownie nacisnąć przycisk, aby wybrać inny tryb obsługi.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Wybór trybów obsługi”.

8. Produkt wyłączy się automatycznie po odliczaniu. Zdjąć maskę na twarz i nałożyć na skórę serum i/lub krem na dzień/noc. Aby wyłączyć produkt w dowolnym momencie, można również nacisnąć i przytrzymać przycisk.

7.2 Wybór trybów obsługi

- W celu przewinięcia trybów obsługi (F1–F4) należy wielokrotnie nacisnąć przycisk **10**.
- Opis trybów obsługi:

	Tryb	Najbardziej odpowiedni do
F1	LED (czerwień, ciemna czerwień, bliska podczerwień i głęboka bliska podczerwień)	Anti-aging: redukuje drobne linie i zmarszczki, odbudowuje włókna kolagenu i elastyny oraz pomaga poprawić mikrokrążenie, zapewniając jędrniejszą i bardziej napiętą skórę.
F2	LED (kolory bursztynowe, ciemna czerwień, bliska podczerwień i głęboka bliska podczerwień)	Zmniejsza przebarwienia i zaczerwienienia, łagodzi skórę i wspomaga produkcję kolagenu, zapewniając bardziej równomierny koloryt i jędrniejszą skórę.
F3	LED (czerwień i ciemna czerwień)	Reguluje wydzielanie sebum na twarzy, łagodzi wrażliwą skórę i zmniejsza zaczerwienienia.
F4	LED (niebieski)	Przyspiesza zanikanie zaczerwienień spowodowanych trądzikiem i zapewnia bardziej równomierny koloryt skóry.

- Lampka kontrolna trybu LED **8** świeci się, gdy funkcja LED jest aktywna.
- Niebieskie diody LED **5** włączają się po wybraniu trybu F4.
- Wybrany tryb obsługi pojawi się na krótko na wyświetlaczu **7** przed rozpoczęciem odliczania czasu (10 minut). Timer jest resetowany po wybraniu innego trybu obsługi.

7.3 Funkcja EMS



Funkcja EMS (elektryczna stymulacja mięśni) generuje mikroprądy, które stymulują ruch mięśni, poprawiają krążenie krwi i wspierają produkcję kolagenu i elastyny.

Aby aktywować funkcję EMS:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk EMS **11**, aby włączyć funkcję EMS. Intensywność jest domyślnie ustawiona na poziom 1. Zostanie ona wyświetlona krótko jako „L1” na wyświetlaczu **7**.

Funkcja EMS działa tylko w trybach LED 1, 2 i 3.

Lampka kontrolna trybu EMS **9** świeci się, gdy wybrano funkcję EMS.

2. Aby przewinąć poziomy mocy EMS (1–8), przyciskać kilkakrotnie przycisk EMS.

Aby uniknąć dyskomfortu, wyższy poziom mocy jest aktywowany dopiero po około 1,5 sekundy od jego wybrania.

Wyświetlacz pokazuje na przemian wybrany poziom intensywności EMS (za pomocą litery „L”), aktualny tryb obsługi (za pomocą litery „F”) i pozostały czas aplikacji.

- Zauważalne będzie, jak lekkie impulsy elektryczne powodują skurcze mięśni twarzy. Należy używać najwyższego poziomu energii, który nadal jest komfortowy dla użytkownika. Należy obniżyć poziom energii, gdy tylko poczuje się dyskomfort.
- Aplikacja odbywa się przez czas trwania wybranego zastosowania LED. Produkt jest automatycznie wyłączany po zakończeniu odliczania. Aby wyłączyć produkt w dowolnym momencie, można również nacisnąć i przytrzymać przycisk.
- Chcąc zatrzymać stosowanie funkcji EMS podczas stosowania LED, nacisnąć i przytrzymać przycisk EMS aż do momentu wyłączenia funkcji EMS.

8 Harmonogram stosowania



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Używać niebieskiej diody LED lub trybu EMS przez maksymalnie 10 minut na aplikację i maksymalnie 3 aplikacje tygodniowo.

Z pozostałych trybów można korzystać codziennie od czwartego tygodnia.

Podczas pierwszego użycia produktu należy postępować zgodnie z poniższym harmonogramem:

Pierwszy tydzień	Stosować raz na 3 dni każdorazowo maks. 10 minut
Drugi tydzień	Stosować raz na 2 dni każdorazowo maks. 10 minut
Trzeci tydzień	Stosować raz na 2 dni każdorazowo maks. 10 minut
Czwarty tydzień	Stosować raz dziennie maks. 20 minut

Gdy wyniki będą widoczne, należy dostosować częstotliwość do jednego lub dwóch razy w tygodniu.


9 Czystczenie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących (np. octu lub środka do usuwania kamienia), szczotek ze szczecinią metalową lub nylonową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachelki itp.

- Do czyszczenia nie należy używać gorącej wody.
- Przetrzeć maskę na twarz  wilgotną ściereczką lub specjalną nawilżoną wodą ściereczką do czyszczenia. Następnie wytrzeć ją do sucha suchą szmatką.

10 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia najlepszej ochrony.

11 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany. • Upewnić się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania USB. Produkt nie działa podczas ładowania.
Produkt się nie ładuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że kabel USB do ładowania jest prawidłowo podłączony między gniazdem ładowania a źródłem zasilania USB.

12 Dane techniczne

Model:	FAC06
Napięcie znamionowe:	3,7 V
Pojemność akumulatora:	2000 mAh, litowy
Liczba diod LED:	60 (maska na twarz) 3 (pilot)
Łączna ilość żarówek LED:	243
Materiały:	silikon do zastosowań spożywczych, ABS, PC
Waga:	352,4 g
Wymiary (dł. × szer. × głęb.):	235 × 223 × 108 mm

13 Utylizacja

13.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Teksturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

PL

13.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, posiadających systemy do segregacji surowców wtórnych)



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!

Jeśli produkt nie może być już dłużej używane, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.** W ten

sposób zapewnia się profesjonalną utylizację zużytych urządzeń i unika negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

* oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Wskazówka: Aby usunąć akumulator, należy owinąć pilot rącznikiem i rozbić obudowę młotkiem. W celu uniknięcia obrażeń zapewnić zabezpieczenie oczu i dłoni. Należy pamiętać, że usunięcie akumulatora jest nieodwracalne.

14 Informacje gwarancyjne

PL

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

15 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31(0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Teisinė informacija

Invention Works B.V. pasilieka teisę atlikti savo gaminių ar specifikacijų pakeitimus, kuriais gerinama gaminių kokybė, didinamas naudojimo saugumas ar tobulinama gamyba. Invention Works B.V. parengta informacija paskelbiant yra teisinga ir patikima. Tačiau Invention Works B.V. neatsako už šios informacijos naudojimą. Invention Works B.V. licencija nesuteikiama nei netiesiogiai, nei pagal patentą ar patento teisę.

Be aiškaus raštiško Invention Works B.V. sutikimo draudžiama bet kokiais tiksliais ir bet kokia forma ar elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis kopijuoti ar perduoti šį dokumentą. Pasilikame teisę keisti duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n Beauty Ltd. turi patentų, susijusių patentų paraiškų, prekių ženklų, autoriaus teisių ir kitos intelektualės nuosavybės, kurie yra šio dokumento objektas. Jei nėra atskiro raštiško susitarimo su Silk'n Beauty Ltd., šiuo dokumentu jums nesuteikiama licencija naudoti šiuos patentus, prekių ženklus, autoriaus teises ir kitas intelektualės nuosavybės teises. Pasilikame teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n pavadinimas ir Silk'n logotipas yra registruoti Silk'n Beauty Ltd. prekių ženklai.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nyderlandai
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Turinys

1	Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys	208
2	Bendroji informacija	208
2.1	Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą	208
2.2	Simbolių paaiškinimas	208
3	Sauga	209
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	209
3.2	Saugos nurodymai	209
4	Gaminio ir komplekto tikrinimas	212
5	Įkrovimas	213
6	Surinkimas	214
7	Valdymas	214
7.1	Procedūra	214
7.2	Naudojimo režimų pasirinkimas	215
7.3	EMS funkcija	216
8	Naudojimo planas	216
9	Valymas	217
10	Laikymas	217
11	Trikčių paieška	218
12	Techniniai duomenys	218
13	Šalinimas	219
13.1	Pakuotės šalinimas	219
13.2	Gaminio šalinimas	219
14	Garantijos informacija	220
15	Klientų aptarnavimo skyrius	220

I Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Veido kaukė | 9 EMS režimo kontrolinė lemputė |
| 2 Elektroadai | 10 Valdymo mygtukas |
| 3 Kištukas | 11 EMS mygtukas |
| 4 Nuotolinio valdymo pultas | 12 Įkrovimo lizdas |
| 5 Mėlyni šviesos diodai | 13 Ilga guminė juostelė, 2 vnt. |
| 6 Akumuliatoriaus būsenos kontrolinė lemputė | 14 Trumpa guminė juostelė, 2 vnt. |
| 7 Ekranas | 15 USB įkrovimo laidas |
| 8 Šviesos diodo režimo kontrolinė lemputė | |

2 Bendroji informacija

2.1 Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą



Tai yra „LED EMS Face Mask“ (toliau – gaminys) vartotojo vadovas. Jame pateikiama svarbios informacijos apie gaminio naudojimo pradžią ir naudojimą.

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Ypač atidžiai perskaitykite saugos nurodymus. Nesilaikant vartotojo vadovo galima patirti sužalojimų arba gali būti pažeistas gaminys. Naudojimo instrukcija parengta remiantis Europos Sąjungoje galiojančiais standartais ir taisyklėmis. Užsienyje laikykitės naudojimo šalyje galiojančių direktyvų ir teisės aktų. Saugokite vartotojo vadovą galimam vėlesniam naudojimui. Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, būtinai kartu perduokite ir vartotojo vadovą.

2.2 Simbolių paaiškinimas

Šiame vartotojo vadove, ant gaminio ar pakuotės pateikiami toliau aprašyti simboliai ir signaliniai žodžiai.

ĮSPĖJIMAS!

Šiuo signaliniu žodžiu / simboliu žymimas vidutinio rizikingumo pavojus, kurio neišvengus, galima patirti mirtį ar sunkų sužalojimą.

NURODYMAS!

Šis signalinis žodis įspėja apie galimą materialinę žalą.



Šiuo signaliniu simboliu žymima naudinga, papildoma informacija apie gaminio naudojimą.



Perskaitykite vartotojo vadovą.



Atitiktis deklaracija. Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Europos ekonominės erdvės reikalavimus.



Šiuo simboliu pažymėti įrenginiai pritaikyti naudoti tik buityje (sausose patalpose).



Šiuo simboliu žymima nuolatinės elektros srovės var-dinė įtampa ir vardinė srovė.

3 Sauga

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Gaminys buvo išskirtinai sukurtas tam, kad jūsų oda vėl spindėtų, taptų elastinga ir būtų atkurta jos struktūra. Jis taip pat suaktyvina veido raumenis naudojant EMS (elektrinė raumenų stimuliacija). Gaminys taip pat padeda sumažinti smulkias linijas, raukšles ir kitus odos trūkumus. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui ir neskirtas komerciniam naudojimui.

Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali sukelti žalos turtui ar žmonėms. Gamintojas neatsako už žalą ir sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.

3.2 Saugos nurodymai

⚠ ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Gaminį naudokite tik patalpose.
- Gaminį galima naudoti tik esant saugiai

itin žemai įtampai, kaip nurodyta ant pačio gaminio.

- Neatidarykite korpuso ir nieko į jį nedėkite.
- Remontui gali būti naudojamos tik pradinis įrenginio duomenis atitinkančios dalys. Šiame gaminyje yra elektrinių ir mechaninių dalių, būtinų apsaugai nuo pavojaus šaltinių.
- Gaminį naudokite tik su kartu pateiktu USB įkrovimo laidu.
- Nenaudokite gaminio arba USB įkrovimo laido, jei jie pažeisti arba sugedę. Kad būtų išvengta rizikos, sugadintas ar sugedusias dalis turi pakeisti gamintojas arba klientų aptarnavimo skyrius.
- Visada išjunkite gaminį, jei jo nenaudojate ar jį valote arba įvyko triktis. Kai gaminio nekraunate, būtinai atjunkite USB įkrovimo laidą.
- Jokiu būdu neimkite USB įkrovimo laido šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Niekada negabenkite, netraukite ir neneškite gaminio už USB įkrovimo laido.
- Laikykite gaminį ir USB įkrovimo laidą atokiau nuo atviros liepsnos ir karštų paviršių.
- USB įkrovimo laidą nutieskite taip, kad nekiltų pavojus už jo užkliūti.
- Nelenkite USB įkrovimo laido ir nevyniokite jo aplink gaminį. Nedėkite USB įkrovimo

laido virš aštrių briaunų.

- Nenardinkite gaminio ar USB įkrovimo laido į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite juos nuo vandens.
- Nenaudokite gaminio, kol jis įkraunamas.
- Nebandykite iš gaminio išimti akumuliatoriaus. Šiame gaminyje esantis akumuliatorius nekeičiamas.

⚠ ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Šio gaminio negalima naudoti asmenims, turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenims, neturintiems patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba buvo instrukuoti, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Gaminys neskirtas žaisti vaikams. Vaikams draudžiama valyti gaminį ir atlikti naudotojo techninės priežiūros darbus.
- Gaminį draudžiama naudoti nėščiosioms, vaikams, žmonėms, sergantiems epilepsija, skydliaukės ligomis, fotodermatitu arba vartojantiems skydliaukei ar fotodermatitui gydyti skirtus vaistus.
- Gaminio negalima naudoti, jei naudotojas turi odos ligų arba avarijose patirtų, pooperacinių ar pūliuojančių žaizdų.
- Nenaudokite gaminio, jei ant veido ir (arba) burnoje turite metalinių implantų.

- Mėlyną šviesos diodą arba EMS režimą kaskart naudokite ne ilgiau kaip 10 minučių ir ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę.
- Jei nesate tikri, ar galite naudoti gaminį, kreipkitės į savo gydytoją.
- Jei patiriate neįprastų reakcijų (pvz., niežėjimą arba nemalonų uždegimą) arba oda nemaloniai įkaista, nedelsdami nustokite naudoti gaminį.
- Nežiūrėkite tiesiai į gaminio skleidžiamos šviesos šaltinio sritį.
- Neprileiskite vaikų prie gaminio ir USB įkrovimo laido.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Saugokite gaminį nuo atviros ugnies, karštų paviršių, aukštos temperatūros ar oro reiškinių (pvz., lietaus) poveikio.
- Nelankstykite ir nesuvyniokite gaminio.
- Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
- Nebenaudokite gaminio, jei sutrūko, sulūžo ar deformavosi plastikinės dalys. Pažeistas dalis keiskite tik analogiškomis originaliomis atsarginėmis dalimis.

4 Gaminio ir komplekto tikrinimas

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Neatsargiai atidarydami pakuotę aštriu peiliu ar kitu smailiu daiktu, galite pažeisti gaminį.

Atidarydami pakuotę būkite atsargūs.

1. Išimkite gaminį iš pakuotės.
2. Įsitinkite, ar pateiktame komplekte nieko netrūksta (žr. **A pav.**).
3. Patikrinkite, ar gaminys bei atsarginės dalys nepažeisti. Jei yra pažeidimų, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

5 Įkrovimas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Gaminiumi įkrauti naudokite tik kartu pateiktą USB įkrovimo laidą.
- Gaminį įkraukite tik 0–40 °C temperatūros aplinkoje.



- Prieš pirmąjį naudojimą bei esant mažai akumulatoriaus galiai, gaminį įkraukite iki galo. Įkrovimas trunka apie 3,5 val.
- Kai akumulatoriaus įkrovos lygis yra žemas, akumulatoriaus būsenos kontrolinė lemputė **6** sumirksi 5 kartus, o tada gaminys automatiškai išsijungia. Įkraukite gaminį.
- Kol gaminys įkraunamas, jo naudoti negalima.
- Jei gaminį ilgesnį laiką laikote nenaudojamą, reguliariai patikrinkite akumulatoriaus įkrovos būseną ir įkraukite jį.

1. Smulkesnį USB įkrovimo laidą **15** galą įkiškite į nuotolinio valdymo pulto **4** įkrovimo lizdą **12**.
2. Platesnį USB įkrovimo laidą galą įkiškite į tinkamo USB maitinimo šaltinio (nepridėta) USB lizdą (pvz., USB kištukinis maitinimo blokas, 5 V, DC, 1 A).
3. Prijunkite USB kištukinį maitinimo bloką prie elektros tinklo lizdo.

Akumulatoriaus būsenos kontrolinė lemputė **6** nurodo įkrovimo būseną. Įkrovimas baigtas, kai ištisai šviečia visos akumulatoriaus būsenos kontrolinės lemputės sritys.

4. Baigę įkrauti, atjunkite USB kištukinį maitinimo bloką nuo tinklo lizdo ir ištraukite USB įkrovimo laidą iš nuotolinio valdymo pulto įkrovimo lizdo.

6 Surinkimas

1. Atsekite guminių juostelių lipukus.
2. Ilgas gumines juosteles **13** perverkite per viršutines veido kaukės angas, o trumpas gumines juosteles **14** – per apatines veido kaukės **1** angas (žr. 1 veiksmą **B pav.**).
3. Kad pritvirtintumėte gumines juosteles prie veido kaukės, užsekite lipukus (žr. 2 veiksmą **B pav.**).

7 Valdymas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Mėlyną šviesos diodą arba EMS režimą kaskart naudokite ne ilgiau kaip 10 minučių ir ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę.

7.1 Procedūra

1. Iki galo įkraukite gaminį ir tinkamai įverkite gumines juosteles **13** / **14** (žr. skyrius „Įkrovimas“ ir „Surinkimas“).
2. Kruopščiai nuplaukite ir nusausinkite veidą bei rankas. Įsitikinkite, kad ant jų neliko makiažo ar purvo.
3. Atsisėskite arba atsigulkite ir uždėkite kaklo kaukę **1** ant veido.
4. Užsegdami ant guminių juostelių galų esančius lipukus, užsidėkite veido kaukę taip, kad ji patogiai priglustų prie veido. Įsitikinkite, kad elektrodai **2** liečiasi su oda.
5. Prijunkite veido kaukės kištuką **3** prie įkrovimo lizdo **12**.
6. Kad įjungtumėte gaminį, palaikykite paspaudę valdymo mygtuką **10**. Įjungus gaminį, jis aktyvuoja šviesos diodų funkciją pagal numatytuosius nustatymus. Prieš įsijungiant atgalinio skaičiavimo laikmačiui (10 minučių), ekrane **7**, trumpai pasirodo pranešimas „F1“.
7. Jei norite, dar kartą paspauskite valdymo mygtuką, kad pasirinktumėte kitą naudojimo režimą.
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudojimo režimų pasirinkimas“.
8. Gaminys automatiškai išsijungia po atgalinio skaičiavimo. Nusiimkite veido kaukę ir pasitepkite odą serumu ir (arba) dieniui / naktinui kremu.
Palaikę paspaustą valdymo mygtuką, gaminį galite išjungti bet kada.

7.2 Naudojimo režimų pasirinkimas

- Norėdami pasirinkti skirtingus naudojimo režimus (F1–F4), kelis kartus paspauskite valdymo mygtuką **10**.
- Naudojimo režimų aprašas:

	Režimas	Paskirtis
F1	Šviesos diodas (raudonas, tamsiai raudonas, artimoji infraraudonųjų spindulių sritis ir intensyvi artimoji infraraudonųjų spindulių sritis)	Senėjimo lėtinimas: mažina smulkias linijas ir raukšleles, atkuria kolageno ir elastino skaidulas, padeda pagerinti mikrocirkuliaciją, kad oda būtų stangresnė ir tvirtesnė.
F2	Šviesos diodas (gintaro spalvos, tamsiai raudonas, artimoji infraraudonųjų spindulių sritis ir intensyvi artimoji infraraudonųjų spindulių sritis)	Mažina pigmentaciją ir paraudimą, ramina odą ir skatina kolageno gamybą, kad oda būtų lygesnė ir stangresnė.
F3	Šviesos diodas (raudonas ir tamsiai raudonas)	Reguliuoja veido sebumo gamybą, ramina jautrią odą ir mažina paraudimą.
F4	Šviesos diodas (mėlynas)	Pagreitina su akne susijusių paraudimų išnykimą ir užtikrina tolygesnę odos atspalvį.

- Kai įjungta šviesos diodo funkcija, užsidega šviesos diodo režimo kontrolinė lemputė **8**.
- Kai pasirenkamas F4 režimas, įsijungia mėlynos šviesos diodų lemputės **5**.
- Prieš įsijungiant atgalinio skaičiavimo laikmačiui (10 minučių), ekrane **7** trumpai pasirodo pasirinktas naudojimo režimas. Laikmatis bus nustatytas iš naujo, jei pasirinksite kitą naudojimo režimą.

7.3 EMS funkcija

- i** EMS funkcija (elektrinė raumenų stimuliacija) sukuria mikrosvores, kurios skatina raumenų susitraukimus, gerina kraujotaką ir skatina kolageno bei elastino gamybą.

EMS funkcijos aktyvavimas:

1. Paspauskite ir palaikykite EMS mygtuką **11**, kad įjungtumėte EMS funkciją. Pagal numatytuosius nustatymus intensyvumas nustatytas į 1 lygį. Tai trumpai bus parodyta ekrane **7** kaip „L1“.
EMS funkcija veikia tik 1, 2 ir 3 šviesos diodų režimuose.
Kai pasirenkama EMS funkcija, užsidega EMS režimo kontrolinė lemputė **9**.
 2. Norėdami pasirinkti skirtingus EMS galios lygius (1–8), kelis kartus paspauskite EMS mygtuką.
Siekiant išvengti diskomforto, didesnis galios lygis įjungiamas tik praėjus maždaug 1,5 sekundės po pasirinkimo.
Ekrane pakaitomis rodomas pasirinktas EMS intensyvumo lygis („L“), esamas naudojimo režimas („F“) ir likęs naudojimo laikas.
- Pastebėsite, kaip silpni elektriniai impulsai sukelia veido raumenų susitraukimus. Naudokite aukščiausią energijos lygį, jei jam veikiant jaučiatės patogiai. Sumažinkite energijos lygį, kai tik pajusite diskomfortą.
 - Naudojama programa galios visą pasirinkto šviesos diodo veikimo laiką. Gaminys automatiškai išsijungs pasibaigus atgaliniam skaičiavimui. Palaikę paspaustą valdymo mygtuką, gaminį galite išjungti bet kada.
 - Jei norite nebetaikyti EMS funkcijos naudodami šviesos diodą, paspauskite ir palaikykite EMS mygtuką, kol EMS funkcija išsijungs.

8 Naudojimo planas

! ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Mėlyną šviesos diodą arba EMS režimą kaskart naudokite ne ilgiau kaip 10 minučių ir ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę. Visus kitus režimus galima naudoti kasdien nuo ketvirtos savaitės.

Naudodami gaminį pirmą kartą, laikykitės toliau pateikto grafiko.

Pirma savaitė	Kas 3 dienas po vieną kartą iki 10 minučių
Antra savaitė	Kas 2 dienas po vieną kartą iki 10 minučių
Trečia savaitė	Kas 2 dienas po vieną kartą iki 10 minučių
Ketvirta savaitė	Kasdien po vieną kartą iki 20 minučių

Pasirodžius rezultatus, pakeiskite dažnumą iki vieno ar dviejų kartų per savaitę.


9 Valymas

ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Prieš valydami gaminį, būtinai atjunkite jį nuo elektros srovės šaltinio.

LT

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių (pvz. acto arba kalkių nuosėdų valiklio), šepečių su metaliniais ar nailoniniais šereliais arba aštrių ar metalinių valymo įrankių, pavyzdžiui, peilių, kietų mentelių ir pan.
- Neplaukite karštu vandeniu.
- Veido kaukę  nuvalykite drėgna šluoste ar vandenine priemone suvilgyta valymo servetėle. Po to nusausinkite sausa šluoste.

10 Laikymas

Prieš padėdami gaminį laikyti, įsitikinkite, kad visos dalys yra sausos.

- Gaminį laikykite švarioje, sausoje ir nuo karščio bei tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Kad gaminys būtų maksimaliai apsaugotas, laikykite jį originalioje pakuotėje.

11 Trikčių paieška

Tam tikros problemos gali būti sukeltos nedidelių trikčių, kurias galite pašalinti patys. Tuo tikslu laikykitės tolesnėje lentelėje pateiktų nurodymų. Jei problemos pašalinti nepavyko, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Nebandykite remontuoti gaminio patys.

Triktis	Galima priežastis ir sprendimas
Gaminys neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, ar gaminys tinkamai įkrautas. • Įsitikinkite, kad gaminys neprijungtas prie USB elektros srovės šaltinio. Kol yra įkraunamas, gaminys neveikia.
Gaminio nepavyksta įkrauti.	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad USB įkrovimo laidas tinkamai prijungtas prie įkrovimo lizdo ir USB elektros srovės šaltinio.

12 Techniniai duomenys

Modelis:	FAC06
Vardinė įtampa:	3,7 V
Akumuliatoriaus talpa:	2 000 mAh, ličio
Šviesos diodų šviesų kiekis:	60 (veido kaukė) 3 (nuotolinio valdymo pultas)
Bendras šviesos diodų lempučių kiekis:	243
Medžiagos:	Maistinis silikonas, ABS, PC
Svoris:	352,4 g
Matmenys (I × P × G):	235 × 223 × 108 mm

13 Šalinimas

13.1 Pakuotės šalinimas



Šalinkite pakuotę pagal rūšį. Popierių ir kartoną pridukite su popieriaus atliekomis, o plėveles – su perdirbamomis atliekomis.

13.2 Gaminio šalinimas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra panašios perdirbamų atliekų rūšiavimo sistemos)



Senų prietaisų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis!

Jei gaminys nebegali būti naudojamas, **šalinkite jį laikydamiesi šalies ar regiono atliekų tvarkymo taisyklių.** Šitaip užtikrinsite, kad naudotos įrangos atliekos bus sutvarkytos tinkamai ir negalės pakenkti aplinkai. Todėl elektros įranga pažymėta šiuo

simboliu.

Draudžiama išmesti baterijas ir akumuliatorius su buitines atliekomis!



Teisės aktai jus, kaip galutinį naudotoją, įpareigoja visus akumuliatorius ir baterijas priduoti savivaldybės / seniūnijos atliekų surinkimo punkte ar pardavėjui, kad jų atliekos būtų sutvarkytos tinkamai, nepriklausomai nuo to, ar juose yra pavojingų medžiagų* ar ne.

Įsitinkite, kad akumuliatorius yra išsikrovęs ir pridukite visą gaminį (su akumuliatoriumi) į surinkimo punktą!

* žymėjimas: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas

Pastaba. Jei norite išimti akumuliatorių, nuotolinio valdymo pultą apvyniokite rankšluosčiu ir plaktuku sulaužykite korpusą. Apsaugokite akis ir rankas, kad nesusižalotumėte. Atminkite, kad išėmus akumuliatorių atgal jo įdėti nebus galima.

14 Garantijos informacija

Šiam gaminiui pagal Europos taisykles ir teisės aktus suteikiama 2 metų garantija. Šiam gaminiui suteikiama garantija taikoma tik defektams, atsiradusiems dėl gamybos klaidų. Jei norite pareikšti pretenzijas dėl garantijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Gali būti, kad jam pavyks išspręsti problemas ir nereikės siųsti gaminio į parduotuvę ar mūsų techninės priežiūros centrą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti!

15 Klientų aptarnavimo skyrius

Daugiau informacijos apie Silk'n gaminius rasite savo regiono interneto svetainėje: www.silkn.eu. Jei įrenginys yra pažeistas, turi trūkumų, reikia remonto arba mūsų pagalbos, kreipkitės į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Šį naudotojo vadovą galite atsisiųsti kaip PDF failą iš www.silkn.eu.

Priežiūros Nr.: +31 (0) 180-330550

El. paštas: info@silkn.eu

Jogi nyilatkozat

A Invention Works B.V. fenntartja magának a jogot, hogy teljesítménynövelési, üzembiztonsági vagy gyárthatósági szempontokból a termékein vagy a specifikáción változtatásokat végezhesen. A Invention Works B.V. által rendelkezésre bocsátott információk a közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatónak tekinthetők. Felhasználásukat illetően a Invention Works B.V. mindazonáltal semmiféle felelősséget nem vállal. Sem hallgatólagosan, sem a Invention Works B.V. szabadalma, sem szabadalmi joga nem nyújt engedélyt.

A dokumentum egyetlen része sem, semmilyen formában, sem elektronikus, sem mechanikus eszközzel semmilyen célra nem sokszorosítható és nem továbbítható a Invention Works B.V. határozott írásos engedélye nélkül. Az adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

HU A Silkn Beauty Ltd. rendelkezik olyan szabadalmakkal, valamint függőben levő szabadalmi bejelentésekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb jogokkal, amelyek a dokumentum tárgyát képezik. A dokumentum rendelkezésre bocsátásával semmiképpen nem kap semmilyen engedélyt ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra, hacsak azt a Silkn Beauty Ltd. céggel kötött írásos megállapodás nem szabályozza. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silk'n és a Silk'n logó a Silkn Beauty Ltd. bejegyzett védjegye.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollandia

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Tartalomjegyzék

1	A csomag tartalma/a készülék részei	223
2	Általános tudnivalók	223
2.1	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást	223
2.2	Jelölések magyarázata	223
3	Biztonság	224
3.1	Rendeltetésszerű használat	224
3.2	Biztonsági utasítások	224
4	A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	228
5	Töltés	228
6	Összeszerelés	229
7	Működés	229
7.1	A program végrehajtása	230
7.2	Működési mód kiválasztása	230
7.3	EMS funkció	231
8	Alkalmazási terv	232
9	Tisztítás	233
10	Tárolás	233
11	Hibakeresés	233
12	Műszaki adatok	234
13	Ártalmatlanítás	234
13.1	A csomagolás leselejtezése	234
13.2	A termék leselejtezése	235
14	Jótállási információk	235
15	Ügyfélszolgálat	236

I A csomag tartalma/a készülék részei

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Arcmaszk | 9 EMS üzemmód ellenőrző lámpa |
| 2 Elektródák | 10 Kezelőgomb |
| 3 Csatlakozódugó | 11 EMS gomb |
| 4 Távirányító | 12 Töltőcsatlakozó |
| 5 Kék LED lámpák | 13 2 db hosszú gumipánt |
| 6 Akkumulátor töltöttségi szint ellenőrző lámpái | 14 2 db rövid gumipánt |
| 7 Kijelző | 15 USB töltőkábel |
| 8 LED üzemmód ellenőrző lámpa | |

2 Általános tudnivalók

2.1 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást



Ez a használati utasítás a LED EMS Mask (LED-es EMS arcmaszok) (a továbbiakban: „termék”) tartozéka. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és használatával kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa

el a használati utasítást. Ez különösen vonatkozik a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati utasítás az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati utasítást is.

2.2 Jelölések magyarázata

A használati utasításban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÚTMUTATÁS!

Ez a figyelmeztetés a lehetséges anyagi károokra vonatkozik.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.



Olvassa el a használati utasítást.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi jogszabályát.



Az ilyen jellel jelölt készülékek csak háztartási használatra (száraz beltér) alkalmasak.



Ez a jel jelöli az egyenáram névleges feszültségét és névleges áramerősségét.

3 Biztonság

3.1 Rendeltetészerű használat

A terméket kizárólag arra tervezték, hogy bőre ismét ragyogjon és visszanyerje rugalmasságát és szerkezetét. Emellett EMS (elektromos izostimuláció) segítségével aktiválja az arcizmokat. Ezenkívül segít a finom vonalak, ráncok és más bőrhibák csökkentésében. Kizárólag magáncélú használatra készült, professzionális használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vezethet. A gyártó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

3.2 Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- A terméket csak beltéri helyiségekben használja.

- A termék a terméken található címkének megfelelően csak biztonsági extra kiefeszültséggel működtethető.
- Ne nyissa ki a készülékházat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékházba.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- A terméket csak a mellékelt USB-töltőkábellel használja.
- Ne használja a terméket vagy az USB-töltőkábelt, ha az megsérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott alkatrészeket a kockázatok megelőzése érdekében a gyártónak vagy az ügyfélszolgáltatónak ki kell cserélnie.
- Ha nem használja, ha tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel, kapcsolja ki a terméket. Mindig válassza le az USB-töltőkábelt, amikor nem tölti a terméket.
- Soha ne érjen az USB-töltőkábelhez vizes vagy nedves kézzel.
- Soha ne az USB-töltőkábelnél fogva szállítsa, húzza vagy hordozza a terméket.
- A terméket és az USB-töltőkábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.

- Úgy vezesse az USB-töltőkábelt, hogy senki ne essen el benne.
- Ne törje meg az USB-töltőkábelt, és ne tekerje a tápegység köré. Ne helyezze az USB-töltőkábelt éles szegélyekre.
- Nem merítse a terméket vagy az USB-töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba. Tartsa ezeket víztől távol.
- Ne használja a terméket töltés közben.
- Ne próbálja meg kiszedni az akkumulátort a termékből. Ez a termék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyek nem cserélhetők.

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A jelen a terméket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve olyan személyek, akiknek nincs kellő tapasztalatuk és ismereteik, kivéve, ha felügyelik őket vagy utasítást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást nem hajthatják végre gyermekek.
- A terméket nem használhatják várandós nők, gyermekek, epilepsziában szenvedők, pajzsmirigybetegség, pajzsmirigy-gyógyszert

szedő személyek, fotoallergiában szenvedő, illetve fotoallergiás kezelésére szolgáló gyógyszer szedő személyek.

- A termék nem használható bőrbetegségek, gennyesedés, baleset következtében fellépő és műtét utáni sebek esetén.
- Ne használja a terméket, ha az arcában/ szájában fémimplantátumok vannak.
- A kék LED fényt vagy az EMS üzemmódot legfeljebb 10 percig és hetente legfeljebb 3 alkalommal használja alkalmanként.
- Forduljon orvosához, ha nem lenne biztos benne, hogy használhatja-e a terméket.
- Ha rosszul érezné magát, bármilyen rendellenes reakciót tapasztalna (pl. viszketés vagy kellemetlen gyulladások), illetve bőre kellemetlenül felmelegedne, akkor azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ne nézzen közvetlenül a termék fényforrás területére.
- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől és az USB-töltőkábeltől.

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Tartsa távol a terméket a nyílt lángtól, forró felületektől, magas hőmérséklettől vagy időjárási hatásoktól (pl. eső).

- Ne hajtsa össze a terméket, és ne csavarja fel.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
- Ne használja a terméket, ha a műanyag részek megrepedtek, eltörték vagy deformálódtak. A sérült elemeket kizárólag eredeti cserealkatrészekkel pótolja.

4 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Győződjön meg a csomag hiánytalanságáról (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

5 Töltés

! FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A töltéshez csak a mellékelt USB-töltőkábelt használja.
- A terméket csak 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.



- Az első használat előtt és alacsony akkumulátor-töltöttség esetén töltsse fel teljesen a terméket. A töltési idő kb. 3,5 óra.
- Alacsony akkumulátor töltöttségi szint esetén az akkumulátor töltöttségi szint ellenőrzőlámpa **6** 5-ször villog, mielőtt a termék automatikusan kikapcsolna. Töltsse fel a terméket.
- Töltés közben a termék nem használható.
- A termék hosszabb ideig történő tárolása esetén ellenőrizni kell az akkumulátor töltöttségi szintjét és rendszeresen fel kell tölteni az akkumulátorokat.

1. Dugja az USB-töltőkábel **15** kisebb végét a távirányító **4** töltőcsatlakozójába **12**.
2. Csatlakoztassa az USB-töltőkábel nagyobb végét egy alkalmas USB-áramforrás (nincs mellékelve) (pl. USB-tápegység, 5 V DC, 1 A) USB-csatlakozójára.
3. A töltéshez dugja az USB-tápegységet egy dugaszoló aljzatba. Az akkumulátor töltöttségi szint ellenőrző lámpái **6** a töltöttségi szintet jelzik. A töltési folyamat akkor fejeződik be, ha az akkumulátor töltöttségi szint ellenőrző lámpa minden területe folyamatosan világít.
4. A töltési folyamat befejezését követően válassza le az USB-tápegységet a dugaszoló aljzataból, az USB-töltőkábelt pedig húzza ki a távirányító töltőcsatlakozójából.

HU

6 Összeszerelés

1. Nyissa ki a tápőzárakat a gumipántokon.
2. A hosszú gumipántokat **13** vezesse át a felső nyílásokon, a rövid gumipántokat **14** pedig az arcmaszka **1** alsó nyílásain (lásd a **B. ábra** 1. lépését).
3. Zárja le a tápőzárakat a gumipántok arcmaszkra történő rögzítéséhez (lásd a **B. ábra** 2. lépését).

7 Működés

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A kék LED fényt vagy az EMS üzemmódot legfeljebb 10 percig és hetente legfeljebb 3 alkalommal használja alkalmanként.

7.1 A program végrehajtása

1. Töltse fel teljesen a terméket, és helyezze fel szabályszerűen a gumipántokat **13/14** (lásd a „Töltés” és „Összeszerelés” c. fejezetet).
2. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az arcát és a kezét. Győződjön meg róla, hogy a maszk sminktől és szennyeződésektől mentes.
3. Üljön le vagy feküdjön le, és helyezze az arcmaszkot **1** az arcára.
4. Az arcmaszkot a gumipántok végein levő tépőzárakkal úgy állítsa be, az kényelmesen helyezkedjen el az arcán. Győződjön meg róla, hogy az elektródák **2** érintkeznek a bőrével.
5. Csatlakoztassa az arcmaszk csatlakozóját **3** a töltőcsatlakozóhoz **12**.
6. A termék bekapcsolásához tartsa megnyomva a kezelógombot **10**.

A termék a bekapcsolás után alapértelmezés szerint aktiválja a LED funkciót. Az időzítő visszaszámláló (10 perc) előtt rövid időre megjelenik a kijelzőn **7** az „F1” üzenet.

7. Ha kívánja, nyomja meg újra a kezelógombot, egy másik működési mód kiválasztásához.

További információkért lásd a „Működési módo kiválasztása” című fejezetet.

8. A készülék a visszaszámlálás után automatikusan kikapcsol. Vegye le az arcmaszkot, és kenje be a bőrét szérummal és/vagy nappali/éjszakai krémmel.

A kezelógombot lenyomva tartva bármikor kikapcsolhatja a terméket.

7.2 Működési mód kiválasztása

- Nyomja meg többször a kezelógombot **10** a működési módok (F1-F4) átlapozásához.
- Működési mód leírása:

	Működési mód	Leginkább a következő műveletre alkalmas:
F1	LED (vörös, sötétvörös, közeli infravörös és mély közeli infravörös)	Anti aging: Csökkenti az apró vonalakat és ráncokat, visszaépíti a kollagén- és elasztinrostokat, és segít javítani a mikrokeringést a feszesebb bőr javítása érdekében.

	Működési mód	Leginkább a következő műveletre alkalmas:
F2	LED (borostyánszín, sötétvörös, közeli infravörös és mély közeli infravörös)	Csökkenti a pigmentációt és a bőrpírt, nyugtatja a bőrt és elősegíti a kollagéntermelést az egyenletesebb bőrtónus és a feszesebb bőr érdekében.
F3	LED (vörös, sötétvörös)	Szabályozza az arc faggyútermelését, nyugtatja az érzékeny bőrt és csökkenti a bőrpírt.
F4	LED (kék)	Gyorsítja az akne miatt kialakuló bőrpír gyógyulását és egyenletes bőrképet ad.

- A LED üzemmód ellenőrző lámpa **8** világít, ha a LED funkció aktív.
- A kék LED lámpák **5** akkor kapcsolnak be, ha az F4 üzemmód van kiválasztva.
- Az időzítő visszaszámláló (10 perc) előtt rövid időre megjelenik a kijelzőn **7** a kiválasztott működési mód. Az időzítő visszaáll, ha más működési módot választ.

HU

7.3 EMS funkció



Az EMS funkció (elektromos izomstimuláció) mikroáramokat generál, amelyekkel serkenti az izommozgást, javítja a vérkeringést, valamint elősegíti a kollagén és az elasztin termelését.

Az EMS funkció aktiválásához:

1. Tartsa lenyomva az EMS gombot **11** az EMS funkció bekapcsolásához. Az intenzitás alapértelmezés szerint 1-es szintre van állítva. Ez a kijelzőn **7** röviden „L1”-ként jelenik meg. Az EMS funkció csak az 1., 2. és 3. LED-üzemmódban működik. Az EMS üzemmód ellenőrző lámpa **9** világít, ha az EMS funkció aktív.
2. Nyomja meg többször az EMS gombot az EMS teljesítményszintek (1–8) átlapozásához.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében a magasabb teljesítményszint csak kb. 1,5 másodperccel a kiválasztás után aktiválódik.

A kijelzőn felváltva jelenik meg a kiválasztott EMS intenzitási szint („L” betűvel), az aktuális üzemmód („F” betűvel) és a hátralévő alkalmazási idő.

- Érzékelni fogja, hogy a gyenge elektromos impulzusok az arcizmainak összehúzódását okozzák. Használja a legmagasabb energiaszintet, amelyen még jól érzi magát. Csökkentse az energiaszintet, amint kellemetlenséget érez.
- Az alkalmazás a kiválasztott LED-alkalmazás időtartamáig tart. A termék a visszazámlálás után automatikusan kikapcsol. A kezelőgombot lenyomva tartva bármikor kikapcsolhatja a terméket.
- Ha le szeretné állítani az EMS funkció alkalmazását egy LED alkalmazás közben, nyomja meg és tartsa lenyomva az EMS gombot, amíg az EMS funkció ki nem kapcsol.

8 Alkalmazási terv

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A kék LED fényt vagy az EMS üzemmódot legfeljebb 10 percig és hetente legfeljebb 3 alkalommal használja alkalmanként. Minden más mód a negyedik héttől kezdve naponta használható.

A termék első használata során kövesse a következő ütemtervet:

Első hét	3 naponta egyszeri használat, max. 10 percig
Második hét	2 naponta egyszeri használat, max. 10 percig
Harmadik hét	2 naponta egyszeri használat, max. 10 percig
Negyedik hét	Naponta egyszeri használat, max. 20 percig


Ha már lát eredményeket, akkor módosítsa a gyakoriságot heti egy vagy két alkalomra.

9 Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az áramforrásról.

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ne használjon agresszív tisztítószeret (pl. Ecet vagy vízkőoldó), fém vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles vagy fém tisztítóeszközt, mint a kés, kemény spatula és más hasonló tárgyak.
- A tisztításhoz ne használjon forró vizet.
- Törölje le az arcmaszkot  egy nedves kendővel vagy vízbázisú tisztítókendővel. Ezután törölje szárazra egy száraz kendővel.

HU

10 Tárolás

A tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A terméket hőtől és közvetlen napfénytől védett tiszta és száraz helyen tárolja.
- A terméket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.
- A lehető legjobb védelem érdekében tartsa a terméket eredeti csomagolásában.

11 Hibakeresés

Lehet, hogy bizonyos problémák csak olyan kisebb mértékű zavart okoznak, amelyeket Ön is el tud hártani. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat. Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne próbálkozzon saját maga a termék javításával.

Hiba	Lehetséges ok és elhárítás
A termék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy a termék szabályszerűen fel van töltve. • Győződjön meg róla, hogy a termék nincs USB-áramforráshoz csatlakoztatva. A termék nem működik töltés közben.
A termék nem tölthető.	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy az USB-töltőkábel biztosan csatlakozik a töltőcsatlakozásra és az USB-áramforrásra.

12 Műszaki adatok

Modell:	FAC06
Névleges feszültség:	3,7 V
Akkumulátorkapacitás:	2000 mAh lítium
LED lámpák száma:	60 (arcmaszk) 3 (távírányító)
LED izzók mennyisége:	243
Anyagok:	Élelmiszer-minőségű szilikon, ABS, PC
Tömeg:	352,4 g
Méreték (ho × szé × mé):	235 × 223 × 108 mm

HU

13 Ártalmatlanítás

13.1 A csomagolás leselejtezése



A csomagolást a szelektív hulladékgyűjtőben ártalmatlanítsa. A kartont és a papírt a papír, a fóliát a műanyag gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

13.2 A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



Az elhasznált készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva kell leselejtezni!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, **azt az országában érvényes rendelkezéseknek megfelelően selejtezze le.**

Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!



Végfelhasználóként Ön törvényileg kötelezett arra, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy azok tartalmazznak-e veszélyes anyagokat* vagy sem – településének/kerületének gyűjtőhelyén vagy egy kereskedőnél adjon le azok környezetbarát módon történő ártalmatlanítása érdekében.

Vigye a teljes terméket (az akkumulátorral együtt) a gyűjtőhelyére, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült!

*a következő jelzéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Megjegyzés: Amennyiben el akarja távolítani az akkumulátort, tekerjen egy törülközőt a távirányító köré, és kalapáccsal verje szét a készülékházát. Ügyeljen arra, hogy a szemét és a kezét védje, a sérülések elkerülése érdekében. Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor eltávolítása nem visszafordítható.

14 Jótállási információk

A termékhez az európai szabályozásoknak és törvények szerint 2 éves jótállás tartozik. A termék esetében a jótállás gyártási hiba által okozott műszaki hiányosságokra korlátozódik. Ha jótállási igényt szeretne érvényesíttetni, akkor előtte ne feledjen ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni. Előfordulhat, hogy meg tudják oldani a problémát anélkül, hogy a terméket az üzletbe vagy a szervizközpontba vissza kellene küldeni. Ügyfélszolgálatunk mindig készségesen segít!

15 Ügyfélszolgálat

További információk a Silk'n termékekről a regionális Silk'n weboldalon található: www.silkn.eu. Ha a készülék megrongálódik vagy meghibásodik, javításra szorul, vagy segítségünkre van szükség, forduljon a legközelebbi Silk'n szervizközpontunkhoz. Ez a használati útmutató a www.silkn.eu weboldalról PDF formátumban is letölthető.

Szerviz telefonszám: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Observații juridice

Invention Works B.V. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile produselor, în scopul îmbunătățirii puterii, siguranței de funcționare sau a procesului de producție. Informațiile comunicate de Invention Works B.V. în momentul publicării sunt corecte și de încredere. Invention Works B.V. este exonerat de orice răspundere în cazul utilizării acestor informații. Patentele Invention Works B.V. nu implică, nici implicit, acordarea unei licențe.

Reproducerea sau transferarea parțială sau totală a prezentului document sub orice formă sau prin modalități electronice sau mecanice, pentru orice scopuri este interzisă fără acordul scris al Invention Works B.V. Drepturile de modificare a datelor fără notifi-care prealabilă sunt rezervate.

Silk'n Beauty Ltd. dispune de patente, de patente în curs de înregistrare, de mărci înregistrate, de drepturi de autor sau de alte drepturi și proprietăți intelectuale, menționate în prezentul document. Prezentul document nu conferă licențe pentru aceste patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi și drepturi de proprietate intelectuală, în limita în care acest aspect nu este convenit altfel în scris cu Silk'n Beauty Ltd. Ne rezervăm dreptul la orice modificare a datelor tehnice, fără notificare prealabilă.

Silk'n și logo-ul Silk'n sunt mărci înregistrate ale Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Olanda

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Cuprins

1	Pachetul de livrare/componentele aparatului	239
2	Generalități	239
2.1	Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare	239
2.2	Explicații privind simbolurile	239
3	Siguranța	240
3.1	Utilizarea conformă cu destinația	240
3.2	Indicații de siguranță	240
4	Verificarea produsului și a pachetului de livrare	244
5	Încărcarea	245
6	Asamblarea	245
7	Operarea	246
7.1	Efectuarea ședinței	246
7.2	Selectarea modurilor de operare	247
7.3	Funcția EMS	247
8	Planul de aplicare	248
9	Curățarea	249
10	Depozitarea	250
11	Identificarea defecțiunilor	250
12	Date tehnice	250
13	Eliminarea	251
13.1	Eliminarea ambalajului	251
13.2	Eliminarea produsului	251
14	Informații privind garanția	252
15	Serviciul pentru clienți	252

I Pachetul de livrare/componentele aparatului

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Mască pentru față | 9 Indicator luminos mod EMS |
| 2 Electrozi | 10 Buton de operare |
| 3 Ștecher | 11 Buton EMS |
| 4 Telecomandă | 12 Port de încărcare |
| 5 Lumini LED albastre | 13 Bandă de cauciuc lungă, 2 buc. |
| 6 Indicator luminos nivelul bateriei | 14 Bandă de cauciuc scurtă, 2 buc. |
| 7 Display | 15 Cablu de încărcare USB |
| 8 Indicator luminos mod LED | |

2 Generalități

2.1 Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare



Aceste instrucțiuni de utilizare aparțin acestei LED EMS Face Mask (mască cu LED pentru față, denumită în continuare „produs”). Acesta conține informații importante privind punerea în funcțiune și utilizarea.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și complet instrucțiunile de utilizare. Acest lucru se aplică în special pentru indicațiile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate cauza leziuni sau deteriorări ale produsului. Instrucțiunile de utilizare se bazează pe normativele și reglementările valabile în Uniunea Europeană. Țineți cont în străinătate de legislația și directivele din țara respectivă. Păstrați instrucțiunile de utilizare în scopul utilizării ulterioare. Dacă înstrăinați produsul unui terț, predați-l întotdeauna împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.

2.2 Explicații privind simbolurile

Simbolurile și cuvintele menționate în continuare sunt incluse atât în aceste instrucțiuni de utilizare, cât și pe produs sau pe ambalajul acestuia.

AVERTISMENT!

Acest simbol/cuvânt de atenționare desemnează un pericol de risc mediu, care dacă nu este evitat poate cauza deces sau leziuni grave.

INDICAȚIE!

Acest cuvânt de atenționare atrage atenția asupra riscului de pagube materiale.



Acest simbol de atenționare indică informații suplimentare utile referitoare la manipulare și la utilizare.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Declarație de conformitate: Produsele prevăzute cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile comunitare aplicabile în spațiul economic european.



Acest simbol este folosit exclusiv în cazul aparatelor electrocasnice (în spații închise uscate).



Acest simbol indică tensiunea nominală și curentul nominal pentru curentul continuu.

3 Siguranța

3.1 Utilizarea conformă cu destinația

Produsul a fost conceput exclusiv pentru a reda pielii strălucirea, elasticitatea și textura acesteia. De asemenea, stimulează mușchii faciali prin EMS (stimulare musculară electrică). În plus, ajută la reducerea liniilor fine, a ridurilor și a altor imperfecțiuni ale pielii. Acesta este destinat exclusiv uzului privat, nefiind adecvat sectorului comercial.

Folosiți produsul exclusiv conform mențiunilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Orice altă utilizare se consideră neconformă destinației și poate duce la daune materiale sau la vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele sau leziunile rezultate în urma utilizării incorecte sau neconforme destinației.

3.2 Indicații de siguranță




AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Folosiți produsul doar în spații interioare.

- Produsul poate fi utilizat numai cu o tensiune joasă de siguranță, în conformitate cu eticheta de pe produs.
- Nu deschideți carcasa și nu introduceți niciun obiect în carcasă.
- Pentru reparații folosiți numai piese care corespund specificațiilor originale ale aparatului. Acest produs conține componente electrice și mecanice esențiale pentru protecția împotriva surselor de pericole.
- Utilizați produsul numai cu cablul de încărcare USB furnizat.
- Nu utilizați produsul sau cablul de încărcare USB dacă acestea sunt deteriorate sau defecte. Piesele deteriorate sau defecte trebuie să fie înlocuite de producător sau de serviciul pentru clienți, pentru a evita riscurile.
- Decuplați întotdeauna produsul atunci când nu îl utilizați, când îl curățați sau când există o defecțiune. Deconectați întotdeauna cablul de încărcare USB atunci când nu încărcați produsul.
- Nu prindeți niciodată cablul de încărcare USB cu mâinile ude sau umede.
- Nu transportați niciodată produsul trăgându-l sau ținându-l de cablul de încărcare USB.

- Nu expuneți produsul și cablul de încărcare USB la flăcări deschise sau la suprafețe fierbinți.
- Așezați cablul de încărcare USB în așa fel, încât să nu constituie un pericol prin împiedicare.
- Nu îndoțiți cablul de încărcare USB și nu îl înfășurați în jurul produsului. Nu așezați cablul de încărcare USB peste muchii ascuțite.
- Nu scufundați produsul sau cablul de încărcare USB în apă sau în alte lichide. Păstrați-le departe de apă.
- Nu utilizați produsul în timpul încărcării.
- Nu încercați să scoateți bateria din produs. Acest produs conține baterii care nu pot fi înlocuite.

 **AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!**

- Acest produs nu poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către

utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii.

- Produsul nu trebuie utilizat de femeile însărcinate, copii, persoane cu epilepsie, persoane cu afecțiuni tiroidiene, persoane care iau medicamente pentru tiroidă, persoane fotoalergice sau persoane care iau medicamente pentru tratarea unei alergii la lumină.
- Produsul nu trebuie utilizat în cazul bolilor de piele, al supurațiilor, al rănilor accidentale și postoperatorii.
- Nu utilizați produsul dacă aveți implanturi metalice la nivelul feței/gurii.
- Utilizați lumina LED albastră sau modul EMS timp de maximum 10 minute pe aplicare și cu maximum 3 aplicări pe săptămână.
- Consultați medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur că puteți utiliza produsul.
- Dacă vă simțiți inconfortabil, dacă aveți reacții anormale (de exemplu, mâncărimi sau inflamații neplăcute) sau dacă pielea dumneavoastră se încălzește în mod neplăcut, nu mai utilizați produsul începând din acest moment.
- Nu priviți direct în sursa de lumină a produsului.
- Țineți copiii departe de produs și de cablul de încărcare USB.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Țineți produsul departe de flăcări deschise, suprafețe fierbinți, temperaturi ridicate sau intemperii (de exemplu, ploaie).
- Nu pliați și nu rulați produsul.
- Nu așezați obiecte grele pe produs.
- Nu mai folosiți produsul dacă piesele de plastic sunt crăpate, rupte sau deformatate. Pentru înlocuirea pieselor componente deteriorate folosiți piese componente originale.

4 Verificarea produsului și a pachetului de livrare

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Dacă la deschiderea ambalajului utilizați cu imprudență un cuțit sau alte obiecte ascuțite, este posibil să deteriorați rapid produsul. Procedați cu deosebită atenție la deschidere.
1. Scoateți produsul din ambalaj.
 2. Asigurați-vă că livrarea este completă (vezi **Fig. A**).
 3. Asigurați-vă că produsul și piesele componente nu prezintă semne de deteriorare. În asemenea cazuri, folosirea produsului este interzisă. Contactați în acest caz serviciul nostru pentru clienți.

5 Încărcarea

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Utilizați pentru încărcare numai cablul USB furnizat.
- Încărcați produsul numai la temperaturi cuprinse între 0 și 40 °C.



- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare și atunci când puterea acumulatorului este scăzută. Timpul de încărcare este de aproximativ 3,5 ore.
 - Când nivelul bateriei este scăzut, indicatorul luminos al nivelului bateriei **6** va lumina intermitent de 5 ori înainte de deconectarea automată. Încărcați produsul.
 - Produsul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
 - Dacă produsul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie verificată starea de încărcare, iar bateria trebuie încărcată în mod regulat.
1. Conectați capătul mai mic al cablului de încărcare USB **15** în portul de încărcare **12** al telecomenzii **4**.
 2. Conectați capătul mai mare al cablului de încărcare USB la portul USB al unei surse de alimentare USB adecvate (nu este inclusă) (de exemplu, un adaptor de rețea USB de 5 V DC, 1 A).
 3. Conectați adaptorul de rețea USB la o priză pentru încărcare. Indicatorul luminos al nivelului bateriei **6** vă arată starea de încărcare. Procesul de încărcare este încheiat atunci când toate zonele indicatorului luminos al nivelului bateriei luminează continuu.
 4. Când încărcarea este completă, deconectați adaptorul de rețea USB de la priză și cablul de încărcare USB de la portul de încărcare al telecomenzii.

6 Asamblarea

1. Deschideți închizătoarele cu arici de pe benzile de cauciuc.
2. Introduceți benzile lungi de cauciuc **13** prin deschiderile superioare și benzile scurte de cauciuc **14** prin deschiderile inferioare ale măștii pentru față **1** (vezi pasul 1 din **Fig. B**).

- Închideți închizătoarele cu arici pentru a fixa benzile de cauciuc la masca pentru față (vezi pasul 2 din **Fig. B**).

7 Operarea

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Utilizați lumina LED albastră sau modul EMS timp de maximum 10 minute pe aplicare și cu maximum 3 aplicări pe săptămână.

7.1 Efectuarea ședinței

- Încărcați complet produsul și atașați corect benzile de cauciuc **13/14** (vezi capitolul „Încărcarea” și „Asamblarea”).
- Curățați-vă și ștergeți-vă bine fața și mâinile. Asigurați-vă că nu aveți machiaj și murdărie pe piele.
- Stați jos sau întindeți-vă și așezați masca pentru față **1** pe fața dumneavoastră.
- Cu ajutorul închizătoarelor cu arici de la capetele benzilor de cauciuc, așezați masca pentru față astfel încât să se sprijine confortabil pe față. Asigurați-vă că electrozii **2** sunt în contact cu pielea dvs.
- Conectați ștecherul **3** al măștii pentru față la portul de încărcare **12**.
- Mențineți apăsat butonul de operare **10** pentru a porni produsul.

După pornire, produsul activează în mod implicit funcția LED.

Înainte ca temporizatorul să înceapă numărătoarea inversă (10 minute), pe display **7** se afișează pentru scurt timp mesajul „F1”.

- Dacă doriți, apăsați din nou butonul de operare pentru a selecta un alt mod de operare.
Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Selectarea modurilor de operare”.
- Produsul se oprește automat după numărătoarea inversă. Îndepărtați masca pentru față și aplicați un ser și/sau o cremă de zi/noapte pe piele.
Puteți să țineți apăsat butonul de operare, pentru a opri produsul în orice moment.

7.2 Selectarea modurilor de operare

- Pentru a derula modurile de operare (F1–F4), apăsați de mai multe ori butonul de operare **10**.
- Descrierea modurilor de operare:

	Mod	Cel mai potrivit pentru
F1	LED (roșu, roșu închis, infraroșu apropiat și infraroșu apropiat intens)	Anti-îmbătrânire: reduce liniile și ridurile fine, reconstruiește fibrele de colagen și de elastină și ajută la îmbunătățirea microcirculației, pentru o piele mai fermă și mai întinsă.
F2	LED (chihlimbar, roșu închis, infraroșu apropiat și infraroșu apropiat intens)	Reduce pigmentarea și roșeața, calmează pielea și stimulează producția de colagen pentru o nuanță mai uniformă a pielii și o piele mai fermă.
F3	LED (roșu și roșu închis)	Reglează producția de sebum pe față, calmează pielea sensibilă și reduce roșeața.
F4	LED (albastru)	Accelerează dispariția roșeții cauzate de acnee și asigură o nuanță mai uniformă a pielii.

- Indicatorul luminos mod LED **8** se aprinde când funcția LED este activă.
- Luminile LED albastre **5** se aprind atunci când este selectat modul F4.
- Înainte ca temporizatorul să înceapă numărătoarea inversă (10 minute), pe display **7** se afișează pentru scurt timp modul de operare selectat. Temporizatorul este resetat dacă selectați un alt mod de operare.

7.3 Funcția EMS



Funcția EMS (stimulare musculară electrică) generează microcurenți care stimulează mișcarea musculară, îmbunătățesc circulația sângelui și favorizează producția de colagen și elastină.

Pentru a activa funcția EMS:

1. Pentru a activa funcția EMS țineți apăsat butonul EMS **11**.
Intensitatea este setată în mod implicit la nivelul 1. Acesta este afișat pentru scurt timp pe display **7** ca „L1”.
Funcția EMS poate fi activă numai în modurile LED 1, 2 și 3.
Indicatorul luminos mod EMS **9** se aprinde atunci când a fost selectată funcția EMS.
2. Pentru a derula nivelurile de putere EMS (1-8) apăsați de mai multe ori butonul EMS.
Pentru a evita neplăcerile, un nivel de putere mai ridicat se activează abia după aproximativ 1,5 de la selectare.
Pe display se afișează alternativ nivelul de intensitate EMS selectat (cu un „L”), modul de operare curent (cu un „F”) și timpul de aplicare rămas.
 - Veți observa cum impulsurile electrice slabe provoacă contracții la nivelul mușchilor feței. Folosiți cel mai înalt nivel de energie la care vă simțiți confortabil. Reduceți nivelul de energie imediat ce simțiți disconfort.
 - Aplicarea este activă pe durata aplicării LED selectate. Produsul se deconectează automat după numărătoarea inversă. Puteți să țineți apăsat butonul de operare, pentru a opri produsul în orice moment.
 - Dacă doriți să opriți funcția EMS în timpul unei aplicări LED, țineți apăsat butonul EMS până când funcția EMS este dezactivată.

RO

8 Planul de aplicare

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Utilizați lumina LED albastră sau modul EMS timp de maximum 10 minute pe aplicare și cu maximum 3 aplicări pe săptămână. Toate celelalte moduri pot fi utilizate zilnic, începând cu a patra săptămână.

Urmați următorul program atunci când utilizați produsul pentru prima dată:

Prima săptămână	Se utilizează o dată la 3 zile, timp de max. 10 minute de fiecare dată
A doua săptămână	Se utilizează o dată la 2 zile, timp de max. 10 minute de fiecare dată
A treia săptămână	Se utilizează o dată la 2 zile, timp de max. 10 minute de fiecare dată
A patra săptămână	Se utilizează o dată pe zi, timp de max. 20 de minute de fiecare dată

Imediat ce se văd rezultatele, ajustați frecvența la o dată sau de două ori pe săptămână.

9 Curățarea




AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

RO

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Nu utilizați mijloace de curățare agresive (de exemplu oțet sau detartrant), perii metalice sau perii aspre din nailon, obiecte de curățat ascuțite sau metalice, precum cuțite, șpacluri dure sau altele similare.
- Nu folosiți apă fierbinte pentru curățare.
- Ștergeți masca pentru față  cu o cârpă umedă sau cu un șervețel de curățare pe bază de apă. Apoi, ștergeți-o cu o lavetă uscată.

10 Depozitarea

Înainte de depozitare, asigurați-vă că toate piesele s-au uscat complet.

- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Depozitați produsul astfel încât să fie inaccesibil copiilor.
- Păstrați produsul în ambalajul său original pentru o protecție optimă.

11 Identificarea defecțiunilor

Anumite probleme sunt cauzate de defecțiuni minore, care pot fi remediate și de utilizator. În acest scop acționați conform instrucțiunilor menționate în tabelul de jos. Dacă defecțiunea persistă vă rugăm contactați serviciul clienți. Nu reparați singur produsul.

Defecțiune	Posibile cauze și soluții
Produsul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că produsul este încărcat corespunzător.• Asigurați-vă că produsul nu este conectat la o sursă de alimentare USB. Produsul nu funcționează în timpul încărcării.
Produsul nu se poate încărca.	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că este conectat în siguranță cablul de încărcare USB între portul de încărcare și sursa de alimentare USB.

RO

12 Date tehnice

Model:	FAC06
Tensiune nominală:	3,7 V
Capacitatea acumulatorului:	2.000 mAh litiu
Numărul de lumini cu LED:	60 (mască pentru față) 3 (telecomandă)
Cantitatea totală de becuri LED:	243
Materiale:	Silicon de calitate alimentară, ABS, PC
Greutate:	352,4 g
Dimensiuni (L × l × A):	235 × 223 × 108 mm

13 Eliminarea

13.1 Eliminarea ambalajului



Eliminați selectiv ambalajul. Predați hârtia și cartonul la maculatură, iar foliile într-un centru de reciclare.

13.2 Eliminarea produsului

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a materialelor reciclabile)



Este interzisă aruncarea aparatelor vechi împreună cu deșeurile menajere!

Dacă ați decis eliminarea produsului, **eliminați-l conform prevederilor legale aplicabile în țara dvs. sau în județul în care locuiți.** Prin aceasta se

asigură o eliminare corespunzătoare a aparatelor vechi și se previn efectele negative asupra mediului înconjurător. De aceea, aparatele electrice sunt marcate cu simbolul indicat aici.

Bateriile și acumulatorile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!



În calitate de utilizator final, aveți obligația legală de a returna toate bateriile și acumulatorii – indiferent dacă conțin sau nu substanțe periculoase* – la un punct de colectare din municipiu/oraș sau la un distribuitor, astfel încât acestea să poată fi eliminate într-un mod ecologic.

Duceți produsul complet (inclusiv acumulatorul) la punctul de colectare și asigurați-vă că acesta este descărcat!

* marcat cu Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb

Notă: Dacă doriți să scoateți acumulatorul, înfășurați un prosop în jurul telecomenzii și spargeți carcasa cu un ciocan. Pentru a evita leziunile, asigurați-vă că ochii și mâinile vă sunt protejate. Rețineți că scoaterea acumulatorului este o acțiune ireversibilă.

I4 Informații privind garanția

Conform prevederilor menționate în legile și regulamentele UE, perioada de garanție este de 2 ani. În cazul acestui produs garanția este limitată la lipsurile tehnice, cauzate de greșelile comise pe durata procesului de fabricație. Dacă doriți să vă folosiți de garanția acordată, vă rugăm să respectați instrucțiunile comunicate de serviciul nostru pentru clienți. Este posibil ca serviciul pentru clienți să poată soluționa defecțiunea fără să fie necesară predarea produsului la magazin sau la centrul nostru service. Serviciul nostru pentru clienți este mereu la dispoziția dvs.!

I5 Serviciul pentru clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vă rugăm accesați pagina web Silk'n din regiunea dvs.: web www.silkn.eu. În cazul deteriorării aparatului sau în cazul apariției unei defecțiuni, pentru lucrările de reparații sau serviciul de asistență vă rugăm să vă adresați centrului de service Silk'n din apropierea dvs. Acest manual de utilizare poate fi descărcat și în format PDF de pe pagina web www.silkn.eu.

Nr. de service: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu



Silk'n®

Invention Works B.V.
Galileistraat 17
3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House,
Market Road
Wickford, Essex, SS12 0FD
United Kingdom



FR

**Cet appareil
et ses cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr