



# Silk'n®

## DUAL LED MASK FAC04

EN  
DE  
FR  
NL  
ES



- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DE USUARIO



## Legal notice

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silkn Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silkn Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Table of contents

<b>1</b>	<b>Package contents/device parts</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>General information</b>	<b>5</b>
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	6
<b>3</b>	<b>Safety</b>	<b>6</b>
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	6
<b>4</b>	<b>Checking the product and package contents</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Charging</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Assembly</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Operation</b>	<b>11</b>
7.1	Preparation	11
7.2	Carrying out the session	12
<b>8</b>	<b>Regimen</b>	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>Cleaning</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>Storage</b>	<b>13</b>
<b>11</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>13</b>
<b>12</b>	<b>Technical data</b>	<b>14</b>
<b>13</b>	<b>Disposal</b>	<b>14</b>
13.1	Disposing of the packaging	14
13.2	Disposing of the product	14
<b>14</b>	<b>Warranty</b>	<b>15</b>
<b>15</b>	<b>Customer service</b>	<b>15</b>

# I Package contents/device parts

- 1 Face mask
- 2 Neck mask
- 3 Face mask connector
- 4 Neck mask connector
- 5 Small elastic strap, 2×
- 6 Large elastic strap, 2×
- 7 Medium elastic strap, 2×
- 8 Connection cable, 2×
- 9 Controller
- 10 Battery level indicator light
- 11 Numeric display
- 12 Mode indicator light, 4×
- 13 Operation button (⏻)
- 14 Energy level button (⏻)
- 15 Operation lights
- 16 Charging port
- 17 Hub
- 18 USB cable

## 2 General information

### 2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this Dual LED Mask (hereafter referred to as the “product”), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union and United Kingdom. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

## 2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

### **WARNING!**

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

### **NOTICE!**

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).



Direct current.

## 3 Safety

### 3.1 Proper use

The product is exclusively designed to recover your skin's glow, elasticity and texture. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes. Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

### 3.2 Safety instructions

#### **WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- Only use the product with the supplied USB cable.
- Only connect the USB cable of the product to a suitable mains adaptor (IEC/EN 60335)

certified SELV power supply) connected to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains supply in the event of a problem.

- Do not use the product if it is damaged or if the USB cable is defective.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
- Do not immerse the product or USB cable in water or other liquids. Keep them away from water.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the USB cable when you are not charging the product.
- Never touch the USB cable with wet or damp hands.
- Never insert any objects into the housing.
- Keep all parts of the product away from open flames and hot surfaces.
- Lay the USB cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not pull the USB cable out of the mains adaptor by the cord; instead, always pull it out by the cable plug.
- Do not kink the USB cable and do not lay it over sharp edges.

- Only use the product indoors.
- Do not use the product while charging.

**⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- The product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- Keep children away from the product and USB cable.
- The product cannot be used by pregnant women, children, people with epilepsy, thyroid patients, people using thyroid medications, people who are photoallergic or use light allergy medication.
- The product cannot be used on skin diseases, wound ulceration, trauma and post-operative wounds.
- Do not use the product for more than 10 minutes per session.
- Consult your physician if you are uncertain whether you can use the product.
- Stop using the product immediately if you feel any discomfort, develop any abnormal reactions (such as itching or uncomfortable inflammation) or in case your skin becomes warm to the point of discomfort.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.



- If battery fluid comes into contact with skin, eyes or mucous membrane, wash and rinse the affected areas immediately with clean water. Consult a physician if necessary.
- The battery must not be disassembled, short-circuited or thrown into a fire.

### **NOTICE! RISK OF DAMAGE!**

- Keep the product away from open fire, hot surfaces, high temperatures or the effects of the weather (e.g. rain).
- Stop using the product if its parts exhibit cracks or breaks or are deformed. Only replace damaged parts with corresponding original spare parts.

## **4 Checking the product and package contents**

### **NOTICE! RISK OF DAMAGE!**

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
1. Take the product out of the packaging.
  2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
  3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

## 5 Charging



- Fully charge the product before first use and when the battery power is low.
  - When the battery power is low, the battery level indicator lights flash 3 times before the product automatically switches off. Recharge the product.
  - If the product is to be stored for an extended period, the battery level should be checked and the product should be charged regularly.
  - The product cannot be used during charging.
1. Plug the smaller end of the USB cable (18) into the charging port (16) of the controller (9).
  2. Plug the larger end of the USB cable into the USB port of a compatible USB power source (e.g. USB power adaptor).
  3. Plug the USB power adaptor into a mains socket for charging.

Charging starts automatically. Check the battery level indicator lights (10) for the charging progress:

- 1 indicator light = 25 % charged
  - 2 indicator lights = 50 % charged
  - 3 indicator lights = 75 % charged
  - 4 indicator lights = fully charged
4. When charging is done, unplug the USB power adaptor from the mains socket and disconnect the USB cable from the charging port.

## 6 Assembly

Assemble the product as follows (see **Fig. B**):

1. Open the hook-and-loop fasteners on the elastic straps.
2. Guide the hook-and-loop fasteners through the openings on the face mask (1) and neck mask (2):

Small elastic straps (5)	Small top openings of the face mask
Large elastic straps (6)	Large side openings of the face mask
Medium elastic straps (7)	Side openings of the neck mask

3. Close the hook-and-loop fasteners to secure the elastic straps on the masks.

4. Connect one end of a connection cable **8** to the face mask connector **3** and the other end to the hub **17**.
5. Connect one end of the other connection cable to the neck mask connector **4** and the other end to the hub.
6. Attach the hub to the charging port **16** of the controller **9**.



The face mask and neck mask can be used separately. In this case, directly connect the mask to the controller with a connection cable.

## 7 Operation



### WARNING! RISK OF INJURY!

- Be aware that the lights flicker with an increasing speed when turning on the product. For eye safety, first place the masks over your face and neck before turning them on.
- When switching to another mode, the lights flicker again with an increasing speed to indicate the start of the new mode.
- Do not use the product for more than 10 minutes per session.



Clean all parts of the product before first use as described in the chapter "Cleaning".

### 7.1 Preparation

1. Fully charge the product and properly attach the elastic straps (see chapter "Charging" and "Assembly").
2. Thoroughly clean and dry your face and neck. Make sure they are free from any make-up or dirt.
3. Sit or lie down and place the masks over your face and neck.
4. Use the hook-and-loop fasteners on the ends of the elastic straps to fit the face mask **1** and neck mask **2** comfortably on your face and neck.

The small elastic straps **5** should be closed at the top of your head and the large elastic straps **6** should be closed at the back of your head. The medium elastic straps **7** should be closed at the back of your neck.

## 7.2 Carrying out the session

1. Press and hold the operation button (⏻) 13 to switch on the product.

The operation lights 15 illuminate when the product is switched on. By default, the product goes into mode “M1” at energy level 1.

The corresponding mode indicator light 12 illuminates.

The current energy level briefly shows in the numeric display 11 before changing to show the remaining operating time.

2. If necessary, press the operation button (⏻) to select another mode and the energy level button (||) 14 to select another energy level (1–3), respectively.

Mode	LED	Best for
M1	Red + Dark red + Near-Infrared	Reduces fine lines and wrinkles, reconstructs collagen and elastine fibres and helps to improve microcirculations
M2	Dark red + Near-Infrared	For brighter and smoother skin
M3	Red + Dark red	Balances oil secretion and soothes sensitive skin
M4	Blue	Accelerates the fading of acne-related redness for a more even skin tone

3. The session begins and lasts for 10 minutes for modes M1, M2 and M3, and 3 minutes for mode M4. The product automatically switches off after the pre-defined operating time.

You can also press and hold the operation button (⏻) to switch off the product any time.

4. After the session, remove the masks and apply a serum and/or day/night cream on your face and neck.
5. Thoroughly clean the product after use (see chapter “Cleaning”).

## 8 Regimen

If you are using the product for the first time, use the product 3–5 times a week in the first 4 weeks. Afterwards, use the product 1–2 times a week.

## 9 Cleaning

### **!** WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Always unplug the product from the power source before cleaning.

### NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers, and the like.
- Do not use hot water for cleaning.
- Use a damp cloth or a water-based wipe to wipe off the masks **1**/**2**. Then wipe them dry with a dry cloth.

## 10 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Store the product so that it is not accessible to children.
- For best protection, store the product in its original packaging.

## 11 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the product is properly charged.</li> <li>• Make sure the product is not connected to a USB power source. The product does not work while charging.</li> </ul>
The product does not charge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the USB cable <b>18</b> is securely connected between the charging port <b>16</b> and the USB power source.</li> </ul>

## 12 Technical data

Model:	FAC04
Rated input:	5 V === 1 A
Working voltage:	3.7 V
Battery capacity:	2,000 mAh, 7.4 Wh (lithium)
Number of LED lights:	76 (face mask) 36 (neck mask) 3 (controller)
Weight:	200 g (face mask) 80 g (neck mask) 94 g (controller)
Dimensions (L × W × H):	381 × 190.5 × 10 mm (face mask) 237 × 108 × 7.5 mm (neck mask) 133.5 × 50 × 35 mm (controller)
Material:	Silicone (face and neck masks) ABS (controller)
Working temperature:	-10–40 °C

## 13 Disposal

### 13.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

### 13.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



**Old appliances may not be disposed of in the household waste!**

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in**

**accordance with the regulations in force in your city or county.** This ensures that old

appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

## **Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!**



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances\* or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be

disposed of in an environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

\* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

## **14 Warranty**

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

## **15 Customer service**

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Service number: 0906-2130009

Email: [customercareuk@silkn.eu](mailto:customercareuk@silkn.eu)

## Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patent-anmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande  
www.silkn.eu - info@silkn.eu



# Inhaltsverzeichnis

DE

<b>1</b>	<b>Lieferumfang/Geräteteile</b>	<b>18</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>18</b>
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	18
2.2	Symbolerklärung	19
<b>3</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>19</b>
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	19
3.2	Sicherheitshinweise	20
<b>4</b>	<b>Produkt und Lieferumfang prüfen</b>	<b>23</b>
<b>5</b>	<b>Laden</b>	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>Montage</b>	<b>24</b>
<b>7</b>	<b>Bedienung</b>	<b>24</b>
7.1	Vorbereitung	25
7.2	Sitzung durchführen	25
<b>8</b>	<b>Anwendungsplan</b>	<b>26</b>
<b>9</b>	<b>Reinigung</b>	<b>26</b>
<b>10</b>	<b>Aufbewahrung</b>	<b>27</b>
<b>11</b>	<b>Fehlersuche</b>	<b>27</b>
<b>12</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>28</b>
<b>13</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>28</b>
13.1	Verpackung entsorgen	28
13.2	Produkt entsorgen	28
<b>14</b>	<b>Garantieinformationen</b>	<b>29</b>
<b>15</b>	<b>Kundenservice</b>	<b>29</b>

# I Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Gesichtsmaske
- 2 Halsmaske
- 3 Anschluss Gesichtsmaske
- 4 Anschluss Halsmaske
- 5 Kleines Gummiband, 2×
- 6 Großes Gummiband, 2×
- 7 Mittleres Gummiband, 2×
- 8 Anschlusskabel, 2×
- 9 Steuerung
- 10 Batteriestand-Kontrollleuchte
- 11 Numerische Anzeige
- 12 Modus-Kontrollleuchte, 4×
- 13 Bedientaste (⏻)
- 14 Energiestufentaste (⏻)
- 15 Betriebsleuchten
- 16 Ladeanschluss
- 17 Hub
- 18 USB-Kabel

## 2 Allgemeines

### 2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Dual LED Mask (duale LED-Maske) (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und

zur Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## 2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

### **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### **HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Gleichstrom.

## 3 Sicherheit

### 3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Wiederherstellen des Glanzes, der Elastizität und der Struktur Ihrer Haut konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## 3.2 Sicherheitshinweise

### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Schließen Sie das USB-Kabel des Produkts nur an ein geeignetes Netzteil (nach IEC/EN 60335 zertifizierte SELV-Spannungsquelle) an, das wiederum an eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen ist, sodass Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder das USB-Kabel defekt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie das Produkt oder USB-Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie sie von Wasser fern.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie immer das USB-Kabel, wenn Sie das Produkt nicht laden.
- Fassen Sie das USB-Kabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.

- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Halten Sie alle Teile des Produkts von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das USB-Kabel nicht am Kabel aus dem Netzteil, sondern fassen Sie immer den Stecker des Kabels an.
- Knicken Sie das USB-Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht beim Laden.



### **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder vom Produkt und vom USB-Kabel fern.
- Das Produkt darf nicht von schwangeren Frauen, Kindern, Menschen mit Epilepsie, Schilddrüsenpatienten, Menschen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen, von photoallergischen Menschen oder von Menschen verwendet werden, die Medikamente zur Behandlung einer Lichtallergie einnehmen.

- Das Produkt darf nicht bei Hautkrankheiten, Wundeiterung, unfallbedingten und post-operativen Wunden eingesetzt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 10 Minuten pro Sitzung.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Produkt verwenden können.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenn Sie unnormale Reaktionen zeigen (z. B. Juckreiz oder unangenehme Entzündungen) oder wenn Ihre Haut unangenehm warm wird, verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten – vermeiden Sie den Kontakt damit. Aus Batterien austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit Batterieflüssigkeit, waschen und spülen Sie die betreffenden Stellen unverzüglich mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.

### **HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, heißen Oberflächen, hohen Temperaturen oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.

## 4 Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
  3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

## 5 Laden



- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwacher Akkuleistung vollständig auf.
  - Bei geringem Batteriestand blinkt die Batteriestand-Kontrollleuchte 3-mal, bevor sich das Produkt automatisch abschaltet. Laden Sie das Produkt auf.
  - Wenn das Produkt für längere Zeit aufbewahrt wird, sollte der Batteriestand überprüft und das Produkt regelmäßig aufgeladen werden.
  - Während des Ladens kann das Produkt nicht verwendet werden.
1. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels **18** in den Ladeanschluss **16** der Steuerung **9**.
  2. Stecken Sie das größere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss einer geeigneten USB-Stromquelle (z. B. USB-Netzteil).
  3. Stecken Sie das USB-Netzteil zum Laden in eine Steckdose. Der Ladevorgang startet automatisch. Die Batteriestand-Kontrollleuchten **10** zeigen Ihnen den Ladestand an:
    - 1 Kontrollleuchte = zu 25 % geladen
    - 2 Kontrollleuchten = zu 50 % geladen
    - 3 Kontrollleuchten = zu 75 % geladen
    - 4 Kontrollleuchten = vollständig geladen

4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Netzteil von der Steckdose und trennen Sie das USB-Kabel vom Ladeanschluss.

## 6 Montage

Setzen Sie das Produkt wie folgt zusammen (siehe **Abb. B**):

1. Öffnen Sie die Klettverschlüsse an den Gummibändern.
2. Führen Sie die Klettverschlüsse durch die Öffnungen an der Gesichtsmaske **1** und der Halsmaske **2**:

Kleine Gummibänder <b>5</b>	Kleine obere Öffnungen der Gesichtsmaske
Große Gummibänder <b>6</b>	Große seitliche Öffnungen der Gesichtsmaske
Mittlere Gummibänder <b>7</b>	Seitliche Öffnungen der Halsmaske

3. Schließen Sie die Klettverschlüsse, um die Gummibänder an den Masken zu befestigen.
4. Verbinden Sie ein Ende eines Anschlusskabels **8** mit dem Anschluss der Gesichtsmaske **3** und das andere Ende mit dem Hub **17**.
5. Verbinden Sie ein Ende des anderen Anschlusskabels mit dem Anschluss der Halsmaske **4** und das andere Ende mit dem Hub.
6. Stecken Sie den Hub in den Ladeanschluss **16** der Steuerung **9**.



Gesichtsmaske und Halsmaske können jeweils separat verwendet werden. Verbinden Sie in diesem Fall die Maske über ein Anschlusskabel direkt mit der Steuerung.

## 7 Bedienung

### **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Beachten Sie, dass die Leuchten beim Einschalten des Produkts mit zunehmender Geschwindigkeit zu blinken beginnen. Legen Sie die Masken zum Schutz Ihrer Augen zunächst auf das Gesicht und den Hals und schalten Sie sie erst danach ein.



- Wenn Sie in einen anderen Modus wechseln, blinken die Leuchten erneut mit zunehmender Geschwindigkeit, um den Beginn des neuen Modus anzuzeigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 10 Minuten pro Sitzung.



Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

## 7.1 Vorbereitung

1. Laden Sie das Produkt vollständig auf und bringen Sie die Gummibänder ordnungsgemäß an (siehe Kapitel „Laden“ und „Montage“).
2. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht und Ihren Hals gründlich. Stellen Sie sicher, dass sie frei von Make-up oder Schmutz sind.
3. Setzen oder legen Sie sich hin und platzieren Sie die Masken auf Ihrem Gesicht und Ihrem Hals.
4. Nutzen Sie die Klettverschlüsse an den Enden der Gummibänder, um für einen bequemen Sitz der Gesichtsmaske **1** und der Halsmaske **2** auf Ihrem Gesicht und Ihrem Hals zu sorgen.  
Die kleinen Gummibänder **5** sollten oben auf Ihrem Kopf und die großen Gummibänder **6** an Ihrem Hinterkopf geschlossen werden. Die mittleren Gummibänder **7** sollten in Ihrem Nacken geschlossen werden.

## 7.2 Sitzung durchführen

1. Halten Sie die Bedientaste (⏻) **13** gedrückt, um das Produkt einzuschalten.  
Die Betriebsleuchten **15** leuchten, wenn das Produkt eingeschaltet ist. Standardmäßig geht das Produkt in den Modus „M1“ auf der Energiestufe 1.  
Die entsprechende Modus-Kontrollleuchte **12** leuchtet auf. Die numerische Anzeige **11** zeigt kurz die aktuelle Energiestufe an und wechselt dann zur Anzeige der verbleibenden Betriebszeit.
2. Betätigen Sie bei Bedarf die Bedientaste (⏻), um einen anderen Modus auszuwählen, bzw. die Energiestufentaste (1|1) **14**, um eine andere Energiestufe (1–3) auszuwählen.

Modus	LED	Am besten geeignet für
M1	Rot + Dunkelrot + Nahinfrarot	Reduziert feine Linien und Fältchen, baut Kollagen- und Elastinfasern wieder auf und hilft die Mikrozirkulation zu verbessern
M2	Dunkelrot + Nahinfrarot	Für eine strahlendere und glattere Haut
M3	Rot + Dunkelrot	Bringt die Talgsekretion ins Gleichgewicht und beruhigt empfindliche Haut
M4	Blau	Beschleunigt das Abklingen aknebedingter Rötungen und sorgt für einen gleichmäßigeren Hautton

3. Die Sitzung dauert 10 Minuten in den Modi M1, M2 und M3 bzw. 3 Minuten im Modus M4. Nach Ablauf der voreingestellten Betriebszeit schaltet sich das Produkt automatisch ab.

Sie können auch die Bedientaste (⏻) gedrückt halten, um das Produkt jederzeit auszuschalten.

4. Nehmen Sie nach der Sitzung die Masken ab und tragen Sie ein Serum und/oder eine Tages-/Nachtcreme auf Ihr Gesicht und Ihren Hals auf.
5. Reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).

## 8 Anwendungsplan

Verwenden Sie das Produkt bei erstmaligem Gebrauch in den ersten 4 Wochen 3–5 Mal pro Woche. Verwenden Sie das Produkt danach 1–2 Mal pro Woche.

## 9 Reinigung

### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer von der Stromquelle.

### **HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

- Verwenden Sie keine aggressiven

Reinigungsmittel, Bürsten mit Metallborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

- Verwenden Sie zum Reinigen kein heißes Wasser.
- Wischen Sie die Masken **1**/**2** mit einem feuchten Tuch oder einem wasserbasierten Reinigungstuch ab. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch trocken.

## 10 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.
- Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf, um es bestmöglich zu schützen.

## 11 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß geladen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit einer USB-Stromquelle verbunden ist. Das Produkt funktioniert während des Ladens nicht.</li> </ul>
Das Produkt lässt sich nicht laden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel <b>18</b> sicher zwischen dem Ladeanschluss <b>16</b> und der USB-Stromquelle angeschlossen ist.</li> </ul>

## 12 Technische Daten

Modell:	FAC04
Nennaufnahmeleistung:	5 V === 1 A
Betriebsspannung:	3,7 V
Akkukapazität:	2 000 mAh, 7,4 Wh (Lithium)
Anzahl LED-Leuchten:	76 (Gesichtsmaske) 36 (Halsmaske) 3 (Steuerung)
Gewicht:	200 g (Gesichtsmaske) 80 g (Halsmaske) 94 g (Steuerung)
Abmessungen (L × B × T):	381 × 190,5 × 10 mm (Gesichtsmaske) 237 × 108 × 7,5 mm (Halsmaske) 133,5 × 50 × 35 mm (Steuerung)
Material:	Silikon (Gesichts- und Halsmaske) ABS (Steuerung)
Betriebstemperatur:	-10–40 °C

## 13 Entsorgung

### 13.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### 13.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE 17485055



**Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom**

**Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel abzugeben.** Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative

Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

### **Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, sämtliche Batterien und Akkus – ganz gleich, ob sie gefährliche Stoffe\* enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtbezirks oder bei einem Händler abzugeben, sodass sie umwelt-

freundlich entsorgt werden können.

Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle, und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

## **14 Garantieinformationen**

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

## **15 Kundenservice**

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: [kundenservicede@silkn.eu](mailto:kundenservicede@silkn.eu)

## Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productivité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux explicitement accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Table des matières

FR

<b>I</b>	<b>Contenu de la livraison/pièces de l'appareil</b>	<b>32</b>
<b>2</b>	<b>Généralités</b>	<b>32</b>
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	32
2.2	Explication des symboles	33
<b>3</b>	<b>Sécurité</b>	<b>33</b>
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	33
3.2	Consignes de sécurité	34
<b>4</b>	<b>Vérifier le produit et le contenu de la livraison</b>	<b>37</b>
<b>5</b>	<b>Charger</b>	<b>37</b>
<b>6</b>	<b>Montage</b>	<b>38</b>
<b>7</b>	<b>Manipulation</b>	<b>39</b>
7.1	Préparation	39
7.2	Effectuer la séance	40
<b>8</b>	<b>Plan d'application</b>	<b>41</b>
<b>9</b>	<b>Nettoyage</b>	<b>41</b>
<b>10</b>	<b>Rangement</b>	<b>41</b>
<b>11</b>	<b>Recherche d'erreurs</b>	<b>42</b>
<b>12</b>	<b>Données techniques</b>	<b>42</b>
<b>13</b>	<b>Élimination</b>	<b>43</b>
13.1	Éliminer l'emballage	43
13.2	Éliminer le produit	43
<b>14</b>	<b>Garantie</b>	<b>44</b>
<b>15</b>	<b>Service à la clientèle</b>	<b>44</b>

# I Contenu de la livraison/ pièces de l'appareil

- 1 Masque pour le visage
- 2 Masque pour le cou
- 3 Raccordement masque pour le visage
- 4 Raccordement masque pour le cou
- 5 Petit élastique, 2×
- 6 Grand élastique, 2×
- 7 Élastique de taille moyenne, 2×
- 8 Câble de raccordement, 2×
- 9 Commande
- 10 Témoin lumineux de l'état de la batterie
- 11 Affichage numérique
- 12 Témoin lumineux de mode, 4×
- 13 Touche de commande (⏻)
- 14 Touche de niveau d'énergie (⏻)
- 15 Témoins de fonctionnement
- 16 Prise de chargement
- 17 Hub
- 18 Câble USB

## 2 Généralités

### 2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de ce Dual LED Mask (masque double fonction à LED) (ci-après dénommé « produit »). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Veuillez lire d'abord le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.



## 2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

### AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

### AVIS !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Veuillez lire le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le foyer (dans des espaces intérieurs secs).



Courant continu.

## 3 Sécurité

### 3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est exclusivement conçu pour restaurer l'éclat, l'élasticité et la texture de votre peau. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

## 3.2 Consignes de sécurité

### **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !**

FR

- Utilisez le produit uniquement avec le câble USB fourni.
- Ne raccordez le câble USB du produit qu'à un bloc d'alimentation adapté (source de tension SELV conforme à la norme IEC/EN 60335). Celui-ci doit être raccordé à une prise électrique facilement accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de dysfonctionnement.
- Ne mettez pas le produit en service s'il est endommagé ou si le câble USB est défectueux.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
- Ne plongez pas le produit ni le câble USB dans l'eau ou d'autres liquides. Tenez-les éloignés de l'eau.
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le câble USB de la prise électrique lorsque vous ne chargez pas le produit.
- Ne saisissez jamais le câble USB avec les mains mouillées ou humides.

- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.
- Tenez éloignées toutes les pièces du produit de flammes nues et de surfaces chaudes.
- Placez le câble USB de façon à ce qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne retirez jamais le câble USB du bloc d'alimentation en tirant sur le câble, mais saisissez toujours la fiche réseau du câble.
- Ne pliez pas le câble USB et ne le posez pas sur des bords coupants.
- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement.

**! AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !**

- Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances si elles sont supervisées ou formées à l'utilisation en toute sécurité du produit et si elles comprennent les dangers associés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Tenez les enfants éloignés du produit et du câble USB.
- Le produit ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, les enfants, les personnes épileptiques, les patients atteints de troubles de la thyroïde, les personnes prenant des médicaments pour la thyroïde, les personnes photoallergiques ou utilisant des médicaments contre les allergies à la lumière.

- N'utilisez pas le produit si vous souffrez de maladies de la peau, de plaies suppurantes ou dues à un accident ou à une opération.
- Ne pas utiliser le produit plus de 10 minutes par séance.
- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le produit, demandez conseil à votre médecin.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une gêne, développez toute réaction anormale (comme des démangeaisons ou une inflammation inconfortable) ou si votre peau devient chaude au point de vous gêner.
- Si le produit n'est pas utilisé correctement, du liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact avec celui-ci. Le liquide s'écoulant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux ou les muqueuses, lavez et rincez immédiatement les endroits concernés à l'eau propre. Consultez un médecin si nécessaire.
- Les batteries ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées dans le feu.

### **AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !**

- Tenez le produit éloigné des feux ouverts, surfaces chaudes, températures élevées ou intempéries (par ex. pluie).
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine correspondantes.

## 4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

FR

### AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.
1. Retirez le produit de l'emballage.
  2. Assurez-vous que la livraison est complète (voir **fig. A**).
  3. Contrôlez que le produit ou les différentes pièces ne présentent pas de dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

## 5 Charger



- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et lorsque la batterie est faible.
  - Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le témoin lumineux de l'état de la batterie clignote 3 fois. Le produit s'éteint ensuite automatiquement. Chargez le produit.
  - Lorsque le produit doit être entreposé pendant une durée prolongée, il convient de vérifier le niveau de charge de la batterie et de recharger régulièrement le produit.
  - Le produit ne peut pas être utilisé pendant qu'il charge.
1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB **18** sur la prise de chargement **16** de la commande **9**.
  2. Insérez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB d'une source d'alimentation USB appropriée (p.ex. bloc d'alimentation USB).
  3. Branchez le bloc d'alimentation USB dans une prise de chargement pour recharger le produit.
- Le processus de charge démarre automatiquement. Les témoins lumineux de l'état de la batterie **10** vous indiquent le niveau de charge :
- 1 témoin lumineux = chargé à 25 %
  - 2 témoins lumineux = chargé à 50 %

- 3 témoins lumineux = chargé à 75 %
- 4 témoins lumineux = entièrement chargé
- 4. Lorsque le processus de charge est terminé, débranchez le bloc d'alimentation USB de la prise électrique et débranchez le câble USB de la prise de chargement.

## 6 Montage

Assemblez le produit comme suit (voir **fig. B**) :

1. Ouvrez les fermetures auto-agrippantes situées au niveau des élastiques.
2. Faites passer les fermetures auto-agrippantes par les ouvertures du masque pour le visage **1** et celles du masque pour le cou **2** :

Petits élastiques <b>5</b>	Petites ouvertures situées en haut du masque pour le visage
Grands élastiques <b>6</b>	Grandes ouvertures situées sur le côté du masque pour le visage
Élastiques de taille moyenne <b>7</b>	Ouvertures situées sur le côté du masque pour le cou

3. Refermez les fermetures auto-agrippantes afin de fixer les élastiques aux masques.
4. Raccordez une extrémité d'un câble de raccordement **8** au raccordement du masque pour le visage **3** et l'autre extrémité au hub **17**.
5. Raccordez une extrémité de l'autre câble de raccordement au raccordement du masque pour le cou **4** et l'autre extrémité au hub.
6. Branchez le hub sur la prise de chargement **16** de la commande **9**.




Le masque pour le visage et le masque pour le cou peuvent être utilisés séparément. Dans ce cas, raccordez directement le masque à la commande à l'aide d'un câble de raccordement.

## 7 Manipulation

FR

### AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Veuillez noter que les témoins lumineux se mettent à clignoter de plus en plus vite lorsque vous allumez le produit. Pour protéger vos yeux, posez d'abord les masques sur votre visage et votre cou avant de les allumer.
- Lorsque vous changez de mode, les témoins lumineux se remettent à clignoter de plus en plus rapidement afin d'afficher le lancement du nouveau mode.
- Ne pas utiliser le produit plus de 10 minutes par séance.

 Avant la première utilisation, nettoyez toutes les parties du produit comme indiqué dans le chapitre « Nettoyage ».

### 7.1 Préparation

1. Chargez entièrement le produit et fixez correctement les élastiques (voir chapitre « Charger » et « Montage »).
2. Nettoyez soigneusement votre visage et votre cou et séchez-les bien. Assurez-vous qu'ils sont débarrassés de tout maquillage et de toute saleté.
3. Asseyez-vous ou allongez-vous et placez les masques sur votre visage et votre cou.
4. Utilisez les fermetures auto-agrippantes situées aux extrémités des élastiques et assurez-vous ainsi que le masque pour le visage **1** et le masque pour le cou **2** sont bien ajustés sur votre visage et sur votre cou.  
Les petits élastiques **5** doivent se fermer en haut de votre tête et les grands élastiques **6** doivent se situer à l'arrière de votre tête. Les élastiques de taille moyenne **7** doivent se fermer au niveau de votre nuque.

## 7.2 Effectuer la séance

1. Maintenez la touche de commande (⏻) 13 enfoncée pour allumer le produit.

Les témoins de fonctionnement 15 s'allument lorsque le produit est en marche. Par défaut, le produit se met en mode « M1 » au niveau d'énergie 1.

Le témoin lumineux de mode 12 correspondant s'allume. L'affichage numérique 11 indique brièvement le niveau d'énergie actuel et affiche ensuite le temps de fonctionnement restant.

2. Au besoin, activez la touche de commande (⏻) pour sélectionner un autre mode, ou la touche de niveau d'énergie (11) 14 pour sélectionner un autre niveau d'énergie (1-3).

Mode	LED	Convient idéalement pour
M1	Rouge + Rouge foncé + Infrarouge proche	Réduit les rides et les ridules, restaure les fibres de collagène et d'élastine et aide à améliorer la microcirculation
M2	Rouge foncé + Infrarouge proche	Pour une peau plus éclatante et plus lisse
M3	Rouge + Rouge foncé	Équilibre la sécrétion de sébum et calme la peau sensible
M4	Bleu	Accélère l'atténuation des rougeurs dues à l'acné et unifie le teint

3. La séance dure 10 minutes pour les modes M1, M2 et M3 et 3 minutes pour le mode M4. Une fois la durée de fonctionnement prédéfinie écoulée, le produit s'éteint automatiquement.  
Vous pouvez également éteindre le produit à tout moment en maintenant la touche de commande (⏻) enfoncée.
4. Après la séance, retirez les masques et mettez un sérum et/ou une crème de jour/de nuit sur le visage et le cou.
5. Nettoyez soigneusement le produit après chaque utilisation (voir chapitre « Nettoyage »).



## 8 Plan d'application

Lors de la première utilisation, utilisez le produit 3 à 5 fois par semaine pendant les 4 premières semaines. Utilisez ensuite le produit 1 à 2 fois par semaine.



FR

## 9 Nettoyage

### AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Toujours déconnecter le produit de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage.

### AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.
- N'utilisez pas d'eau chaude pour le nettoyage.
- Nettoyez les masques   à l'aide d'un chiffon humide ou d'une lingette à base d'eau. Séchez-le ensuite avec un chiffon sec.

## 10 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.
- Conservez le produit dans son emballage d'origine afin de le protéger au mieux.

## 11 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le produit est correctement chargé.</li> <li>Assurez-vous que le produit n'est pas branché à une source d'alimentation USB. Le produit ne fonctionne pas pendant le chargement.</li> </ul>
Le produit ne peut pas être chargé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le câble USB <b>18</b> est bien raccordé entre la prise de chargement <b>16</b> et la source d'alimentation USB.</li> </ul>

## 12 Données techniques

Modèle :	FAC04
Puissance absorbée :	5 V === I A
Tension de service :	3,7 V
Capacité de la batterie :	2 000 mAh, 7,4 Wh (lithium)
Nombre de témoins LED :	76 (masque pour le visage) 36 (masque pour le cou) 3 (commande)
Poids :	200 g (masque pour le visage) 80 g (masque pour le cou) 94 g (commande)
Dimensions (L × l × h) :	381 × 190,5 × 10 mm (masque pour le visage) 237 × 108 × 7,5 mm (masque pour le cou) 133,5 × 50 × 35 mm (commande)
Matière :	Silicone (masque pour le visage et masque pour le cou) ABS (commande)
Température de fonctionnement :	-10–40 °C

# 13 Élimination

FR

## 13.1 Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

## 13.2 Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



**Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !**

Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en**

**vigueur dans votre région/département ou pays.** Ceci garantit un recyclage approprié des

appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

**Ne pas jeter les piles et les batteries usagées avec les déchets ménagers !**



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et batteries (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses\*) à un point de collecte municipal ou à un revendeur afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

Apportez le produit complet (y compris la batterie) à votre point de collecte et assurez-vous que la batterie est déchargée !

\* repéré par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

## 14 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

## 15 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

### France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail: [serviceconsommateurfr@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu)

### Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail: [serviceconsommateurbe@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu)

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Alle rechten voorbehouden.

## **Juridische kennisgeving**

NL

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de producteerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszids, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden veelevoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silkn Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silkn Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat</b>	<b>47</b>
<b>2</b>	<b>Algemeen</b>	<b>47</b>
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	47
2.2	Verklaring van symbolen	48
<b>3</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>48</b>
3.1	Reglementair gebruik	48
3.2	Veiligheidsinstructies	49
<b>4</b>	<b>Product en verpakkingsinhoud controleren</b>	<b>51</b>
<b>5</b>	<b>Laden</b>	<b>52</b>
<b>6</b>	<b>Montage</b>	<b>52</b>
<b>7</b>	<b>Bediening</b>	<b>53</b>
7.1	Vorbereiding	54
7.2	Sessie uitvoeren	54
<b>8</b>	<b>Gebruiksplan</b>	<b>55</b>
<b>9</b>	<b>Reiniging</b>	<b>55</b>
<b>10</b>	<b>Bewaring</b>	<b>56</b>
<b>11</b>	<b>Fouten opsporen</b>	<b>56</b>
<b>12</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>56</b>
<b>13</b>	<b>Afvoer</b>	<b>57</b>
13.1	Verpakking afvoeren	57
13.2	Product afvoeren	57
<b>14</b>	<b>Garantie</b>	<b>58</b>
<b>15</b>	<b>Klantenservice</b>	<b>58</b>

# I Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

NL

- 1 Gezichtsmasker
- 2 Halsmasker
- 3 Aansluiting van het gezichtsmasker
- 4 Aansluiting van het halsmasker
- 5 Kleine elastieken band, 2×
- 6 Grote elastieken band, 2×
- 7 Middelgrote elastieken band, 2×
- 8 Aansluitkabel, 2×
- 9 Besturingseenheid
- 10 Controlelampje voor het batterijniveau
- 11 Numeriek display
- 12 Modus-controlelampje, 4×
- 13 Bedieningsknop (⏻)
- 14 Knop voor energieniveau (|||)
- 15 Werklampjes
- 16 Laadaansluiting
- 17 Hub
- 18 USB-kabel

## 2 Algemeen

### 2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit Dual LED Mask (dubbel led-masker) (hierna “product” genoemd). Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

## 2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

### WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

### LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).



Gelijkstroom.

## 3 Veiligheid

### 3.1 Reglementair gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor het herstellen van de glans, de elasticiteit en de structuur van uw huid. Het is alleen bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.



## 3.2 Veiligheidsinstructies

### WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

NL

- Gebruik het product alleen met de meegeleverde USB-kabel.
- Sluit de USB-kabel van het product alleen aan op een geschikte adapter (conform IEC/EN 60335 gecertificeerde SELV-stroomvoorziening), die op zijn beurt is aangesloten op een eenvoudig toegankelijk stopcontact zodat u hem bij storing snel van het stroomnet kunt loskoppelen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is of als de USB-kabel defect is.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke gegevens van het apparaat. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Dompel het product of de USB-kabel niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product uit de buurt van water.
- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt, wanneer u het reinigt of bij storingen. Koppel de USB-kabel altijd los wanneer u het product niet oplaadt.
- Raak de USB-kabel nooit aan met natte of vochtige handen.

- Steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd alle delen van het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Plaats de USB-kabel zodanig dat men er niet over kan struikelen.
- Trek de USB-kabel niet aan de kabel uit de adapter, maar houd altijd de stekker van de kabel vast.
- Knik de USB-kabel niet en leg deze niet over scherpe randen.
- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.

**! WAARSCHUWING!  
VERWONDINGSGEVAAR!**

- Dit product mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het product en de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de USB-kabel.
- Het product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, kinderen, mensen met epilepsie, schildklierpatiënten, mensen die schildkliermedicijnen gebruiken, mensen die fotoallergisch zijn of mensen die medicijnen gebruiken om een lichtallergie te behandelen.
- Het product mag niet worden gebruikt bij huidaandoeningen, wondzweer, trauma en postoperatieve wonden.
- Gebruik het product niet langer dan 10 minuten per keer.

- Raadpleeg een arts als u niet zeker weet of u het product kunt gebruiken.
- Als u zich onwel voelt, als u abnormale reacties vertoont (bijv. jeuk of een onaangename ontsteking) of als uw huid onaangenaam warm wordt, stop dan direct met het gebruik van het product.
- Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu komen - vermijd contact hiermee. Vloeistof uit accu's kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
- Bij contact van huid, oog of slijmvlies met accuvloeistof moet u de betreffende plekken direct met schoon water wassen en spoelen. Raadpleeg eventueel een arts.
- Accu's mogen niet uit elkaar gehaald, kortgesloten of in vuur gegooid worden.

#### **LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!**

- Houd het product uit de buurt van open vuur, hete oppervlakken, hoge temperaturen of weersinvloeden (bijv. regen).
- Gebruik het product niet langer als de kunststof onderdelen gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend door passende originele reserveonderdelen.

## **4 Product en verpakking inhoud controleren**

#### **LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!**

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.

1. Neem het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

## 5 Laden



- Laad het product volledig op voorafgaand aan het eerste gebruik en als de accu bijna leeg is.
  - Als de batterij bijna leeg is, knippert het controlelampje voor het batterijniveau 3 keer voordat het product automatisch wordt uitgeschakeld. Laad het product op.
  - Als u het product langere tijd bewaart, moet regelmatig het accuniveau worden gecontroleerd en het product worden opgeladen.
  - Het product kan niet worden gebruikt tijdens het laden.
1. Steek het kleinere uiteinde van de USB-kabel **18** in de laadaansluiting **16** van de besturingseenheid **9**.
  2. Steek het grotere uiteinde van de USB-kabel in de USB-aansluiting van een geschikte USB-stroomvoorziening (bijv. USB-voedingsadapter).
  3. Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact om op te laden.  
Het opladen wordt automatisch gestart. De controlelampjes voor het batterijniveau **10** geven de laadstatus weer:
    - 1 controlelampje = 25 % opgeladen
    - 2 controlelampjes = 50 % opgeladen
    - 3 controlelampjes = 75 % opgeladen
    - 4 controlelampjes = volledig opgeladen
  4. Haal de USB-voedingsadapter uit het stopcontact en verwijder de USB-kabel uit de laadaansluiting als het opladen voltooid is.

## 6 Montage

Zet het product als volgt in elkaar (zie **afb. B**):

1. Open de klittenbandsluitingen op de elastieken banden.
2. Haal de klittenbandsluitingen door de openingen op het gezichtsmasker **1** en het halsmasker **2**:

Kleine elastieken banden <b>5</b>	Kleine openingen in het gezichtsmasker aan de bovenkant
Grote elastieken banden <b>6</b>	Grote openingen in het gezichtsmasker aan de zijkant
Middelgrote elastieken banden <b>7</b>	Openingen in het halsmasker aan de zijkant

- Sluit de klittenbandsluitingen om de elastieken banden aan de maskers te bevestigen.
- Verbind het ene uiteinde van een aansluitkabel **8** met de aansluiting van het gezichtsmasker **3** en het andere uiteinde met de hub **17**.
- Verbind het ene uiteinde van de andere aansluitkabel met de aansluiting van het halsmasker **4** en het andere uiteinde met de hub.
- Steek de hub in de laadaansluiting **16** van de besturingseenheid **9**.



Het gezichtsmasker en het halsmasker kunnen elk afzonderlijk worden gebruikt. Sluit in dit geval het masker via een aansluitkabel rechtstreeks op de besturingseenheid aan.

## 7 Bediening



### WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Houd er rekening mee dat de lampjes bij het inschakelen van het product met toenemende snelheid zullen gaan knipperen. Leg om uw ogen te beschermen de maskers eerst op uw gezicht en hals en zet pas daarna het product aan.
- Als u van modus wisselt, zullen de lampjes opnieuw met toenemende snelheid gaan knipperen om aan te geven dat er een nieuwe modus is geactiveerd.
- Gebruik het product niet langer dan 10 minuten per keer.

**i** Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het product, zoals beschreven in het hoofdstuk “Reiniging”.

## 7.1 Voorbereiding

1. Laad het product volledig op en breng de elastieken banden op de juiste manier aan (zie hoofdstuk “Laden” en “Montage”).
2. Reinig en droog uw gezicht en uw hals grondig. Zorg ervoor dat ze vrij van make-up en verontreinigingen zijn.
3. Ga zitten of liggen en plaats de maskers op uw gezicht en uw hals.
4. Gebruik de klittenbandsluitingen aan de uiteinden van de elastieken banden om te zorgen dat het gezichtsmasker **1** en het halsmasker **2** comfortabel op uw gezicht en uw hals zitten.

De kleine elastieken banden **5** moeten boven op uw hoofd en de grote elastieken banden **6** op uw achterhoofd worden gesloten. De middelgrote elastieken banden **7** moeten in uw nek worden gesloten.

## 7.2 Sessie uitvoeren

1. Houd de bedieningsknop (⏻) **13** ingedrukt om het product in te schakelen.

De werkingslampjes **15** branden, wanneer het product ingeschakeld is. Standaard gaat het product naar de modus “M1” op energieniveau 1.

Het desbetreffende modus-controlelampje **12** gaat branden.

Het numerieke display **11** geeft kort het huidige energieniveau aan en wisselt dan naar de weergave van de resterende werkingstijd.

2. Druk indien nodig op de bedieningsknop (⏻) om een andere modus te selecteren of op de knop voor energieniveau (⏻) **14** om een ander energieniveau (1–3) te selecteren.

Modus	LED	Het beste geschikt voor
M1	Rood + Donkerrood + Nabij-infrarood	Vermindert fijne lijntjes en rimpels, reconstrueert de collageen- en elastinevezels en helpt bij het verbeteren van de microcirculatie
M2	Donkerrood + Nabij-infrarood	Voor een stralendere en gladdere huid

Modus	LED	Het beste geschikt voor
M3	Rood + Donkerrood	Brengt de talgafscheiding in balans en kalmeert de gevoelige huid
M4	Blauw	Versnelt de vervaging van acne veroorzaakte rode vlekken en zorgt voor een gelijkmatigere huidkleur

- De sessie duurt 10 minuten in de modi M1, M2 en M3 of 3 minuten in de modus M4. Na afloop van de vooraf ingestelde werkingstijd wordt het product automatisch uitgeschakeld.  
U kunt op elk gewenst moment de bedieningsknop (⏻) ingedrukt houden om het product uit te schakelen.
- Verwijder na de sessie de maskers en breng een serum en/of een dag-/nachtcrème op uw gezicht en uw hals aan.
- Reinig het product grondig na gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging").

## 8 Gebruiksplan

Als u het product voor het eerst gebruikt, gebruik het dan 3–5 keer per week gedurende de eerste 4 weken. Gebruik het product daarna 1–2 keer per week.

## 9 Reiniging

### WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Koppel het product altijd los van de stroomvoorziening alvorens het te reinigen.

### LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen borstelharen en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.
- Gebruik geen heet water bij het reinigen.

- Veeg de maskers **11**/**12** schoon met een vochtige doek of een reinigingsdoek op waterbasis. Wrijf het daarna droog met een droge doek.

## 10 Bewaring

Voor het opbergen moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Bewaar het product op een schone en droge plaats waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Bewaar het product zodanig dat het onbereikbaar is voor kinderen.
- Bewaar het product in de originele verpakking om het zo goed mogelijk te beschermen.

## 11 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat het product juist is opgeladen.</li> <li>• Zorg ervoor dat het product niet met een USB-stroomvoorziening is verbonden. Het product functioneert niet tijdens het opladen.</li> </ul>
Het product kan niet worden opgeladen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de USB-kabel <b>18</b> correct met de laadaansluiting <b>16</b> en de USB-stroomvoorziening verbonden is.</li> </ul>

## 12 Technische gegevens

Model:	FAC04
Nominaal ingangsvermogen:	5 V === 1 A
Bedrijfsspanning:	3,7 V
Accuvermogen:	2 000 mAh, 7,4 Wh (lithium)
Aantal LED-lampjes:	76 (gezichtsmasker) 36 (halsmasker) 3 (besturingseenheid)



Gewicht:	200 g (gezichtsmasker) 80 g (halsmasker) 94 g (besturingseenheid)
Afmetingen (L × B × D):	381 × 190,5 × 10 mm (gezichtsmasker) 237 × 108 × 7,5 mm (halsmasker) 133,5 × 50 × 35 mm (besturingseenheid)
Materiaal:	silicone (gezichts- en halsmasker) ABS (besturingseenheid)
Bedrijfstemperatuur:	-10–40 °C

NL

## 13 Afvoer

### 13.1 Verpakking afvoeren



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

### 13.2 Product afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



**Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!**

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, dient u dit volgens de in uw land geldende

**regelingen af te voeren.** Zo wordt gegaran-

deerd dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

**Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!**



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, onafhankelijk of deze gevaarlijke stoffen\* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt van uw gemeente/stadsdeel of bij een handelaar, zodat deze op een milieuvriendelijke

manier kunnen worden afgevoerd.

Breng het volledige product (inclusief accu) naar uw verzamel-punt en zorg dat de accu leeg is!

\*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

## 14 Garantie

NL

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is steeds bereid u te helpen!

## 15 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

### Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: [klantenservicenl@silkn.eu](mailto:klantenservicenl@silkn.eu)

### België

Servicenummer: 0800-29316

Email: [serviceconsommateurbe@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu)

Derechos de autor 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

## **Aviso legal**

**ES** Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Índice

<b>1</b>	<b>Volumen de suministro/partes del equipo</b>	<b>61</b>
<b>2</b>	<b>Generalidades</b>	<b>61</b>
2.1	Leer y guardar este manual del usuario	61
2.2	Explicación de símbolos	62
<b>3</b>	<b>Seguridad</b>	<b>62</b>
3.1	Uso apropiado	62
3.2	Indicaciones de seguridad	62
<b>4</b>	<b>Comprobación del producto y del volumen de suministro</b>	<b>65</b>
<b>5</b>	<b>Carga</b>	<b>66</b>
<b>6</b>	<b>Montaje</b>	<b>66</b>
<b>7</b>	<b>Manejo</b>	<b>67</b>
7.1	Preparación	68
7.2	Ejecutar sesión	68
<b>8</b>	<b>Plan de aplicación</b>	<b>69</b>
<b>9</b>	<b>Limpieza</b>	<b>69</b>
<b>10</b>	<b>Almacenamiento</b>	<b>70</b>
<b>11</b>	<b>Búsqueda de fallos</b>	<b>70</b>
<b>12</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>70</b>
<b>13</b>	<b>Eliminación</b>	<b>71</b>
13.1	Eliminación del embalaje	71
13.2	Eliminación del producto	71
<b>14</b>	<b>Garantía</b>	<b>72</b>
<b>15</b>	<b>Atención al cliente</b>	<b>72</b>

# I Volumen de suministro/ partes del equipo

- 1 Máscara para el rostro
- 2 Máscara para el cuello
- 3 Puerto de la máscara para el rostro
- 4 Puerto de la máscara para el cuello
- 5 Cinta elástica pequeña, 2×
- 6 Cinta elástica grande, 2×
- 7 Cinta elástica mediana, 2×
- 8 Cable de conexión, 2×
- 9 Control
- 10 Indicador luminoso del nivel de batería
- 11 Indicador numérico
- 12 Indicador luminoso de modo, 4×
- 13 Botón de control (⏻)
- 14 Botón de nivel de energía (III)
- 15 Luces de funcionamiento
- 16 Puerto de carga
- 17 Concentrador
- 18 Cable USB

## 2 Generalidades

### 2.1 Leer y guardar este manual del usuario



El presente manual del usuario pertenece a esta Dual LED Mask (máscara led dual) (en lo sucesivo, el "producto"). Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el uso.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea y Reino Unido. Cuando se utilice en territorio extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

## 2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.

### ¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

### ¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.



Lea el manual del usuario.



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



Corriente continua.

## 3 Seguridad

### 3.1 Uso apropiado

El producto está exclusivamente diseñado para recuperar el brillo, la elasticidad y la estructura de la piel. Solo está concebido para uso particular y no para el ámbito industrial. Utilice el producto únicamente en la forma que se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

### 3.2 Indicaciones de seguridad

#### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Utilice el producto únicamente con el cable USB suministrado.

- Conecte el cable USB del producto únicamente a una fuente de alimentación adecuada (fuente de alimentación SELV certificada de conformidad con la norma IEC/EN 60335) que, a su vez, esté conectada a una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar el producto de la red eléctrica en caso de avería.
- No ponga el producto en funcionamiento si está dañado o si el cable USB está defectuoso.
- No abra la carcasa y deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con el servicio de atención al cliente. Si se realizan reparaciones en forma independiente, se conecta en forma inadecuada o se utiliza incorrectamente, se perderá todo derecho a garantía.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
- No sumerja el producto ni el cable USB en agua u otros líquidos. ¡Mantenga el producto lejos del agua!
- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre el cable USB cuando no esté cargando el producto.
- No toque nunca el cable USB con las manos mojadas o húmedas.
- No inserte objetos en la carcasa.
- Mantenga todas las piezas del producto alejadas del fuego abierto y superficies calientes.
- Tienda el cable USB de forma que no pueda provocar tropiezos.

- No retire el cable USB de la fuente de alimentación tirando del cable; en su lugar, agarre siempre el enchufe del mismo.
- No doble el cable USB ni lo coloque encima de bordes afilados.
- Utilice el producto únicamente en interiores.
- No utilice el producto mientras se está cargando.

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Este producto puede usarse por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por personas con experiencia y conocimientos limitados, siempre y cuando sean supervisadas o instruidas sobre el uso seguro del producto, y siempre y cuando entiendan los peligros asociados con el uso. Los niños no pueden jugar con el producto. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento.
- Mantenga a los niños alejados del producto y del cable USB.
- El producto no deben usarlo mujeres embarazadas, niños, personas que sufren de epilepsia, pacientes con enfermedades del tiroides, personas que toman medicación para el tiroides, con fotoalergia o que se medican para tratar la alergia a la luz.
- El producto no debe utilizarse en caso de enfermedades cutáneas, supuraciones, heridas accidentales o postoperatorias.
- No utilice el producto durante más de 10 minutos en cada sesión.
- Consulte a un médico si no está seguro de si puede usar el producto.
- Si no se encuentra bien, presenta alguna reacción infrecuente (por ejemplo, picor o



inflamaciones molestas) o siente en su piel un calor desagradable, deje de utilizar el producto de inmediato.

- En caso de un uso inadecuado pueden producirse fugas del líquido de la batería; evite el contacto con el mismo. El líquido que pudiera fugarse de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras químicas.
- En caso de que el líquido de la batería entrase en contacto con la piel, los ojos o las mucosas, lave y enjuague la zona afectada inmediatamente con agua limpia. Si fuera necesario, busque atención médica.
- Las baterías no deben desmontarse, cortocircuitarse ni arrojarse al fuego.

### **¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!**

- Mantenga el producto alejado de las llamas, las superficies calientes, las altas temperaturas o las inclemencias del tiempo (por ejemplo, la lluvia).
- Deje de utilizar el producto si las piezas de plástico están rajadas, rotas o deformadas. Los componentes dañados solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales consiguientes.

## **4 Comprobación del producto y del volumen de suministro**

### **¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!**

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.

1. Saque el producto del embalaje.
2. Asegúrese de que el suministro esté completo (véase la **fig. A**).
3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

## 5 Carga



- Cargue completamente el producto antes del primer uso y cuando la batería esté baja.
  - En caso de que el nivel de batería sea bajo, el indicador luminoso del nivel de batería parpadea 3 veces antes de que el producto se apague automáticamente. Cargue el producto.
  - Si el producto se almacena durante mucho tiempo, debe comprobarse el nivel de carga de la batería y cargarse regularmente.
  - El producto no se puede utilizar durante la carga.
1. Conecte el extremo más pequeño del cable USB **18** al puerto de carga **16** del control **9**.
  2. Inserte el extremo grande del cable USB en el puerto USB de una fuente de corriente USB apropiada (p. ej., una fuente de alimentación USB).
  3. Enchufe la fuente de alimentación USB a una toma de corriente.  
El proceso de carga se inicia automáticamente. Los indicadores luminosos del nivel de batería **10** le indican el estado de la carga:
    - 1 indicador luminoso = Cargado al 25 %
    - 2 indicadores luminosos = Cargado al 50 %
    - 3 indicadores luminosos = Cargado al 75 %
    - 4 indicadores luminosos = Cargado al completo
  4. Una vez finalizada la carga, desenchufe la fuente de alimentación USB de la toma de corriente y desconecte el cable USB del puerto de carga.

## 6 Montaje

Monte el producto del siguiente modo (véase la **fig. B**):

1. Abra los cierres de velcro de las cintas elásticas.
2. Pase los cierres de velcro a través de las aberturas de la máscara para el rostro **1** y la máscara para el cuello **2**:

Cintas elásticas pequeñas <b>5</b>	Aberturas superiores pequeñas de la máscara para el rostro
Cintas elásticas grandes <b>6</b>	Aberturas laterales grandes de la máscara para el rostro
Cintas elásticas medianas <b>7</b>	Aberturas laterales de la máscara para el cuello

3. Cierre los cierres de velcro para fijar las cintas elásticas a la máscara.
4. Conecte un extremo de un cable de conexión **8** al puerto de la máscara para el rostro **3** y el otro extremo al concentrador **17**.
5. Conecte un extremo del otro cable de conexión al puerto de la máscara para el cuello **4** y el otro extremo al concentrador.
6. Conecte el concentrador al puerto de carga **16** del control **9**.

**i** La máscara para el rostro y la máscara para el cuello pueden utilizarse también por separado. En ese caso, conecte la máscara directamente al control por medio de un cable de conexión.

## 7 Manejo

### **!** ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Tenga en cuenta que las luces empiezan a parpadear a velocidad creciente cuando se enciende el producto. Para proteger los ojos, colóquese primero las mascarillas en la cara y el cuello y enciéndalas a continuación.
- Al cambiar a otro modo, las luces vuelven a parpadear a velocidad creciente para indicar el inicio del nuevo modo.
- No utilice el producto durante más de 10 minutos en cada sesión.

**i** Antes del primer uso, limpie todos los componentes del producto como se describe en el capítulo "Limpieza".

## 7.1 Preparación

1. Cargue completamente el producto y coloque correctamente las cintas elásticas (véanse los capítulos “Carga” y “Montaje”).
2. Límpiase y séquese bien el rostro y el cuello. Asegúrese de que está libre de maquillaje e impurezas.
3. Siéntese o tumbese y coloque las máscaras sobre su rostro y cuello.
4. Utilice los cierres de velcro de los extremos de las cintas elásticas para colocar cómodamente la máscara para el rostro **1** y la máscara para el cuello **2** sobre su rostro y su cuello.

Las cintas elásticas pequeñas **5** deberían cerrarse en la parte superior de su cabeza, y las cintas elásticas grandes **6**, en la parte posterior de su cabeza. Las cintas elásticas intermedias **7** deberían cerrarse en la nuca.

## 7.2 Ejecutar sesión

1. Mantenga presionado el botón de control (⏻) **13** para encender el producto.

Las luces de funcionamiento **15** se encienden cuando el producto está encendido. Por defecto, el producto está en modo “M1”, en el nivel de energía 1.

El indicador luminoso de modo **12** correspondiente se enciende.

El indicador numérico **11** muestra brevemente el nivel de energía actual y, a continuación, pasa a mostrar el tiempo de funcionamiento restante.

2. En caso necesario, pulse el botón de control (⏻) para seleccionar otro modo o pulse el botón de nivel de energía (1-3) **14** para seleccionar otro nivel de energía (1–3).

Modo	LED	Ideal para
M1	Rojo + Rojo oscuro + Infrarrojo cercano	Reduce las líneas finas y las arrugas, reconstruye las fibras de colágeno y elastina y ayuda a mejorar la microcirculación
M2	Rojo oscuro + Infrarrojo cercano	Para una piel más radiante y tersa
M3	Rojo + Rojo oscuro	Equilibra la secreción de sebo y calma la piel sensible

Modo	LED	Ideal para
M4	Azul	Acelera la desaparición de las rojeces relacionadas con el acné y proporciona un tono de piel más uniforme

ES

3. La sesión dura 10 minutos en los modos M1, M2 y M3, así como 3 minutos en modo M4. Transcurrido el tiempo de funcionamiento preajustado, el producto se apaga automáticamente.

Puede mantener pulsado el botón de control (⏻) para apagar el producto en cualquier momento.

4. Tras la sesión, retire las máscaras y aplique un suero o una crema de día/noche sobre el rostro y el cuello.

5. Limpie bien el producto después de cada uso (véase el capítulo "Limpieza").

## 8 Plan de aplicación

Al usar el producto por primera vez, utilícelo 3–5 a la semana durante las primeras 4 semanas. A continuación, utilice el producto 1–2 veces a la semana.

## 9 Limpieza

**⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!**

- Desconecte siempre el producto de la fuente de corriente antes de limpiarlo.

**¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!**

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal ni utensilios de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras y similares.
- No utilice agua caliente para la limpieza.
- Limpie las máscaras **1/2** con un paño húmedo o de limpieza con base de agua. A continuación, séquela bien con un paño seco.

## 10 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños.
- Guarde el producto en el embalaje original para protegerlo lo mejor posible.

ES

## 11 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el producto esté bien cargado.</li><li>• Asegúrese de que el producto no está conectado a una fuente de corriente USB. El producto no funciona durante la carga.</li></ul>
El producto no se carga.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el cable USB <b>18</b> esté conectado correctamente al puerto de carga <b>16</b> y a la fuente de corriente USB.</li></ul>

## 12 Datos técnicos

Modelo:	FAC04
Potencia nominal de entrada:	5 V === 1 A
Tensión de funcionamiento:	3,7 V
Capacidad de la batería:	2 000 mAh, 7,4 Wh (litio)
Cantidad de luces LED:	76 (máscara para el rostro) 36 (máscara para el cuello) 3 (control)
Peso:	200 g (máscara para el rostro) 80 g (máscara para el cuello) 94 g (control)

## Dimensiones

(largo × ancho × profundo): 381 × 190,5 × 10 mm  
(máscara para el rostro)

237 × 108 × 7,5 mm

(máscara para el cuello)

133,5 × 50 × 35 mm (control)

ES

Material: Silicona (máscara para el rostro y para el cuello)

ABS (control)

Temperatura operativa: -10–40 °C

## 13 Eliminación

### 13.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

### 13.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida separada de materiales.)



**¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!**

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región.** Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan

efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

**¡Las baterías y las pilas no se pueden tirar a la basura doméstica!**



Como consumidor final, usted está legalmente obligado a entregar todas las pilas y baterías, independientemente de que contengan o no sustancias peligrosas\*, en un punto de recogida del municipio o del distrito municipal o en un distri-

buidor para que puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente.

¡Lleve el producto completo (incluida la batería) a su punto de recogida y asegúrese de que la batería está descargada!

\*Indicadas mediante: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

## 14 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

## 15 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Número de servicio: 900 823 302

Email: [servicioalcliente@silkn.eu](mailto:servicioalcliente@silkn.eu)





2307\_011\_MULT1



# Silk'n<sup>®</sup>

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam  
The Netherlands

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) • [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Silk'n UK Ltd.  
2nd Floor, De Burgh House  
Market Road, Wickford,  
Essex, SS12 0FD  
United Kingdom



© 2023 Silkn Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.