



Silk'n®

FACETITE MULTIPLATFORM

H250I






- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DE USUARIO
- IT MANUALE D'USO
- TR KULLANIM KILAVUZU
- PT MANUAL DO UTILIZADOR


- DA BRUGERMANUAL
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- LT VARTOTOJO VADOVAS
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO

A



B



Legal notice

Silkn Beauty Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Silkn Beauty Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Silkn Beauty Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Silkn Beauty Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Silkn Beauty Ltd. Data is subject to change without notification.

Silkn Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silkn Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.

Silkn Beauty Ltd
Alon Ha-Tavor 15, Caesarea, 3079516, Israel
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Table of contents

1	Package contents/device parts	5
2	General information	5
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	5
3	Safety	6
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	6
3.3	Contraindications	8
4	Checking the product and package contents	10
5	Product features	10
5.1	Multiple attachments	10
5.2	Safety features	10
6	Charging	11
7	Operation	11
7.1	Preparation	11
7.2	Using the product without attachment (for smaller areas)	12
7.3	Using the product with RF attachment (for larger areas)	12
7.4	Using the product with EMS attachment	13
7.5	After use	13
8	Tips on using the product	13
8.1	Areas for use	13
8.2	What to expect during or after use	14
8.3	Regimen	14
8.4	Possible side effects	14
9	Cleaning	14
10	Storage	15
11	Troubleshooting	15
12	Technical data	15
12.1	General	15
12.2	Power adapter	16
13	Disposal	17
13.1	Disposing of the packaging	17
13.2	Disposing of the product	17
14	Warranty	17
15	Customer service	18

I Package contents/device parts

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 RF platform | 8 Battery/attachment indicator light |
| 2 Electrodes | 9 Control button (⏻) |
| 3 LED lights (light-emitting diode) | 10 Charging port |
| 4 Near-Infrared (IR) lights | 11 Power plug, 2× |
| 5 RF attachment | 12 Release button |
| 6 EMS attachment | 13 Power adapter |
| 7 Energy level indicator light, 4× | 14 Connector |

2 General information

2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this FaceTite MultiPlatform (hereafter referred to as the “product”), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union and United Kingdom. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



This symbol identifies electrical devices that belong to the protection class II.



WARNING: Do not use the product in the vicinity of bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).



Direct current.



Alternating current.



The international efficiency mark indicates that the power supply meets the level VI requirements.



Products marked with this symbol have positive polarity. They may only be connected with products that also have a positive polarity.



Discontinue using the power adapter and discard it if the power adapter is damaged or the pins are bent.

ta

Ambient temperature (power adapter).



The certification mark confirms that the product is in compliance with national and international standards.

3 Safety

3.1 Proper use


The product is designed to enhance the texture of the skin, provide a firming effect, promote collagen restoration, and contribute to the reduction of visible lines. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes. The product is a non-medical device and is not intended to treat any medical conditions. Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

3.2 Safety instructions

⚠ WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only connect the product if the line voltage of the socket corresponds to the data on the rating plate of the power adapter.
- Only connect the power adapter to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains supply in the event of a problem.
- The supplied power adapter can only be connected to the product. Do not use it for other purposes.
- Do not use the product or power adapter if they are damaged or defective. The manufacturer or customer service must replace the damaged or defective parts to avoid risks.

- Do not use the power adapter if it has a damaged cable or plug, is not working properly, or has been submerged in water.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
- Do not immerse the product or power adapter in water or other liquids.
- Do not place the product or power adapter such that there is a risk of it falling into a tub or sink. They are not waterproof.
- Do not reach for the product if it has fallen into water. Unplug the power adapter immediately before retrieving it. Failure to unplug the product may result in an electric shock.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the power adapter when you are not charging the product.
- Never touch the product and power adapter with wet or damp hands.
- Never insert any objects into the housing.
- Do not pull the power adapter out of the socket by the cable; instead, always pull it out by the adapter itself. Never move, pull, or carry the product by the cable.
- Keep the product and power adapter away from open flames and hot surfaces.
- Lay the cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not kink the cable or wrap it around the power adapter. Do not lay the cable over sharp edges.
- Only use the product indoors.
- Only charge the product at temperatures between 10 and 35 °C.
- Do not use the product with an external timer or separate remote control system.

 **WARNING! RISK OF INJURY!**

- The product including all its parts must not be used by the following people: children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, those lacking experience or knowledge

in how to use the product in a safe way, or those who do not understand the hazards involved.

- Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by unsupervised children.
- Keep children away from the product and power adapter.
- Do not leave the product unattended while it is plugged in.
- Make sure that children do not play with the plastic wrapping. They may get caught in it when playing and suffocate.
- Only use the accessories supplied with the product.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- If battery fluid comes into contact with skin, eyes or mucous membrane, wash and rinse the affected areas immediately with clean water. Consult a physician if necessary.
- The battery must not be disassembled, short-circuited or thrown into a fire. The product contains a battery that is non-replaceable.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Place the product on an easily accessible, level, dry, heat-resistant and sufficiently stable surface. Do not place the product on the edge of the surface.
- The product has been designed and tested according to the radio frequency requirements. However, the possibility of electromagnetic or other interference may still exist. Relocating the product may help to eliminate interference.
- Keep the product, power adapter and accessories away from heated surfaces.
- Never attempt to clean the product by immersing it in water and do not use a steam cleaner to clean it.
- Do not charge the product on or in proximity to any potentially flammable materials (e.g. mattress, blanket and wood) or near any liquids.

3.3 Contraindications

DO NOT USE THE PRODUCT IF YOU:

- Have a pacemaker, internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- Suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.

- Have a history of skin cancer, or current condition of any other type of cancer or pre-malignant moles.
- Have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- Have an impaired immune system due to immuno-suppressive diseases such as AIDS and HIV, or using immuno-suppressive medications.
- Have used Isotretinoin (Accutane®) within 6 months prior to using this product.
- Have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- Suffer from epilepsy.
- Are pregnant or nursing.

DO NOT USE ON AREAS THAT HAVE:

- A permanent implant such as metal plates and screws (except oral ones), silicone implants, or areas with injected fills or toxins.
- Any active condition in the areas using this product, such as sores, psoriasis, eczema, rashes, open lacerations, abrasions, or lesions.
- purulent skin with inflammation, or history of keloid scars, abnormal wound healing or skin vulnerability.
- Any piercings or other metallic (e.g. titanium) materials.
- Had any surgery within 3 months prior to using this product.

Seek medical advice before continued use, if you experience an unexpected side effect, such as itchy skin, within the first 48 hours of using this product.

CONSULT YOUR PHYSICIAN IF YOU HAVE:

- Couperose or rosacea.
- A history of diseases stimulated by heat, such as recurrent herpes simplex in the areas using this product. If so, you may use this product following a prophylactic regimen.
- Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- Skin diseases, keloids, or abnormal wound healing.
- Any other conditions which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe to use this product.

4 Checking the product and package contents

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
1. Take the product out of the packaging.
 2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
 3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

5 Product features

5.1 Multiple attachments

The product has a RF platform **1**. It integrates Near-Infrared (IR) technology, LED light technology and bipolar radio frequency (RF) energy to promote skin rejuvenation. The product also comes with the following attachment platforms to help improve your skin conditions:

RF attachment **5**: It is an extension of the RF platform and ideal for efficient use on larger areas (e.g. cheeks, neck).

EMS attachment **6**: It generates micro-currents to stimulate muscular movements, quicken blood circulations and eliminate swellings. The term EMS stands for electric muscle stimulation and is supplied for more efficient use on larger areas (e.g. cheeks, jawline).

5.2 Safety features

The product is equipped with these safety features to protect your skin from overheating.

Thermal sensor and heat stabilizer: The thermal sensor measures the skin temperature. The heat stabilizer, according to the selected energy level (1–4, between 40 and 43 °C), automatically stops emitting RF energy until the skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume the RF energy. This prevents overheating of the skin.

Movement sensor: It only emits RF energy when you are moving the product across your skin.

Automatic shut-off timer: The product turns off automatically after 15 minutes of use with and without use of an attachment.

6 Charging

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not charge the product on or in proximity to any potentially flammable materials (e.g., mattress, blanket and wood) or near any liquids.
- i**
- Fully charge the product before first use and when the battery power is low.
 - When the battery power is low, the battery/attachment indicator light flashes orange during use. Recharge the product.
 - If the product is to be stored for an extended period, the battery level should be checked and the product should be charged regularly.
 - The product can also be used with the power adapter connected to the mains socket.
1. Plug the connector **14** of the power adapter **13** into the charging port **10** of the product.
 2. Install a suitable power plug **11** (2 pins/3 pins) onto the power adapter.
For installation, place the power plug onto the power adapter and then rotate the power plug towards the lock icon (🔒) until it locks into place.
For removal, press and hold the release button **12** and then rotate the power plug towards the unlock icon (🔓) until it comes off from the power adapter.
 3. Connect the power adapter to a mains socket.
Charging starts automatically. The battery/attachment indicator light **8** flashes orange during charging and illuminates green when charging is done.
 4. When charging is done, disconnect the power adapter from the mains socket and remove the connector from the charging port of the product.

7 Operation

- i**
- Clean all parts of the product before first use as described in the chapter "Cleaning".
 - Read the chapter "Tips on using the product" before use.

7.1 Preparation

1. Fully charge the product before use (see chapter "Charging").
You may also use the product with the power adapter **13** connected to the mains socket.
2. If necessary, attach the RF attachment **5** or EMS attachment **6** onto the RF platform **1**.
Use the RF attachment for more efficient use on larger areas (e.g. cheeks, neck).
Use the EMS attachment for stimulation of the muscles through micro-currents.
For installation, gently press the selected attachment onto the RF platform until it locks into place (see **Fig. B**). Make sure that the triangular mark on the back of the attachment is pointing upwards.
For removal, gently pull the attachment outwards until it detaches from the RF platform.

3. Make sure your skin is clean and dry and that you have removed all jewellery.
4. Apply a thin layer of water-based gel over the application surface of the product or attachment.

A water-based gel facilitates smooth movements over the skin and enables conductivity. The Silk'n Slider Gel is recommended for optimised, safe and efficient use of the product.

7.2 Using the product without attachment (for smaller areas)

1. Press and hold the control button (⏻) 9 to turn on the product.
The product operates at energy level I. The first energy level indicator light 7 illuminates.
2. Place the product on your skin and move it in gentle massage-like motions.
Make sure the electrodes 2 are in full contact with your skin.
The LED lights 3 and Near-Infrared (IR) lights 4 are also activated.
3. If necessary, press the control button (⏻) repeatedly to select another energy level.
Keep the product away from your skin while you select the energy level.
The product cycles through the energy levels (1–4). The corresponding energy level indicator lights illuminate. If you press the control button (⏻) again when the device is in energy level 4, the device switches back to energy level 1.
You will feel the skin temperature rises as you increase the energy level. During the session your skin may get a little red. Do not worry as this is normal.
Use the highest energy level for the best results. However, it is important that you feel comfortable with the selected energy level. Lower the energy level once you feel any discomfort.
4. Make sure you have enough gel on the application surface of the product or attachment at all times during the session.
5. Use the product on small areas (e.g. nasolabial folds and areas between the eyebrows) for at least 3 minutes per area.
Do not leave the product on one spot of your skin. Keep moving the product to cover the entire area. This prevents overheating and reduces the possibility of any adverse effects.

7.3 Using the product with RF attachment (for larger areas)

1. Press and hold the control button (⏻) 9 to turn on the product.
The product operates at energy level I. The first energy level indicator light 7 illuminates.
The battery/attachment indicator light 8 illuminates green during use to indicate that the attachment is properly installed. If it is not properly installed, the indicator light flashes green. Re-install the attachment.
2. Place the product on your skin and move it in gentle massage-like motions. Make sure the electrodes 2 are in full contact with your skin. The LED lights 3 and Near-Infrared (IR) lights 4 are also activated.
3. Refer to steps 3 and 4 in chapter 7.2 to operate the product.

4. Use the product on larger areas (e.g. cheeks, neck) for at least 5 minutes per area. Do not leave the product on one spot of your skin. Keep moving the product to cover the entire area. This prevents overheating and reduces the possibility of any adverse effects.

7.4 Using the product with EMS attachment

1. Refer to step 1 in chapter 7.3. to make sure you have properly installed the EMS attachment.
2. Place the product on your skin and make linear movements. Make sure the electrodes **2** are in full contact with your skin.
The LED lights **3** and Near-Infrared (IR) lights **4** are not activated when the EMS attachment is used.
3. If necessary, press the control button (**⏻**) **9** repeatedly to select another energy level.
Keep the product away from your skin while you select the energy level.
The product cycles through the energy levels (1–4). The corresponding energy level indicator lights illuminate. If you press the control button (**⏻**) again when the device is in energy level 4, the device switches back to energy level 1.
You will feel small electrical pulses that contract the facial muscles.
Use the highest energy level for the best results. However, it is important that you feel comfortable with the selected energy level. Lower the energy level once you feel any discomfort.
4. Make sure you have enough gel on the attachment at all times during the session.
5. Use the product on larger areas (e.g cheeks, jawlines) for at least 5 minutes per area. Do not leave the product on one spot of your skin. Keep moving the product to cover the entire area.

7.5 After use

1. When done, press and hold the control button (**⏻**) **9** to turn off the product.
If applicable, remove the power adapter **13** from the mains socket.
2. Remove any residual water-based gel from your skin. Then rinse your skin with lukewarm water.
3. Dry the skin with a towel and apply a facial cream to soothe and moisturize the skin.
4. Thoroughly clean the product after use (see chapter “Cleaning”).

8 Tips on using the product

8.1 Areas for use

WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not directly look into the light emitted from the product. Close your eyes when using the product near your eyes.

Area	Purpose
Forehead (including the area between the eyebrows)	Helps to reduce wrinkles
Left and right cheeks (including the areas around the eyes but not the eyelids)	Helps to reduce fine lines and build volume
Neck	Helps to reduce neck lines

8.2 What to expect during or after use

- You should feel a sensation of warmth of the RF currents.
- You should feel a slight tingling sensation caused by electric currents when the EMS attachment **6** is used.
- You may experience some redness or slight swelling after use. This should subside within a few hours, or up to one day.

8.3 Regimen

- Always start using the product from energy level I and increase the energy level as long as you feel comfortable.
- For each use, use the product for at least 5 minutes on each large area (e.g. cheeks, neck) and at least 3 minutes on each small area (e.g. nasolabial folds and areas between the eyebrows).
- Use the product twice a week for 10 weeks. You will begin to see visible results after 5 weeks/10 sessions.
- After that, use once every 2 weeks to maintain results.
- To prevent temporary results, it is important to use the product consistently.

8.4 Possible side effects

To prevent side effects, always fully follow the instructions and pay attention to all warnings and contraindications. Consult your physician if you experience any persistent symptoms including pain, skin redness, swelling or a burning sensation.

Although uncommon, these side effects may occur:

- Excessive edema (swelling) and erythema (redness): In case they appear, use a damp cool towel to cool the areas for at least 10 minutes and apply an anti-burn cream. They should subside within a few days.
- Dilation of the superficial blood capillaries: This may result in a temporary redness for a few days. Some of the capillaries may also present red spots that should reduce with time. If these signs appear, immediately cool the areas with chilled water.

9 Cleaning

WARNING! RISK OF INJURY!

- Always disconnect the power adapter before cleaning.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Never immerse the product in water or other liquids. Make sure that no water or other liquids penetrate the housing.

- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers and the like.

1. Clean the product with a damp cloth. Make sure there is no remaining water-based gel on the product.
2. Dry the product thoroughly with a dry, soft and clean cloth.

10 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Store the product so that it is not accessible to children.

11 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the product or power adapter 13 is not defective, and the power adapter is properly connected to a mains socket. • Make sure the product is sufficiently charged if used without the power adapter.
I cannot feel any heat or micro-currents during use.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the electrodes 2 are in full contact with your skin.
The attachment 5/6 does not work.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the attachment has been properly installed onto the product. When properly installed, the battery/attachment indicator light 8 illuminates green.
One or more indicator lights flash during use.	<ul style="list-style-type: none"> • There is an error during operation. Turn off and then turn on the product.

12 Technical data

12.1 General

Model:	H250I
Rated voltage:	12 V
Battery capacity:	4,000 mAh lithium
Battery type:	1× 4,000 mAh lithium (rechargeable)
Technology:	Home Tightening™
LED lights (wavelength):	630 nm ± 20 nm
IR (wavelength):	780 nm ± 20 nm

RF

Max. output power:	20 W
Output frequency of main unit:	1 MHz \pm 30 %
Output frequency of RF attachment:	1 MHz \pm 30 %

Pulse (EMS attachment)

Frequency:	100 Hz \pm 10 % (lift mode); 2 Hz \pm 10 % (slap mode)
Max. voltage:	10 W

Conditions for transport/storage

Temperature:	-40 to 70 °C
Relative humidity:	10–90 %
Atmospheric pressure:	500–1,060 hPa

Conditions for operation

Temperature:	10 to 35 °C
Relative humidity:	30–75 %
Atmospheric pressure:	700–1,060 hPa

Weight

Main unit:	210 g
RF attachment:	45 g
EMS attachment:	55 g

Dimensions (L \times W \times H)

Main unit:	175 \times 56 \times 45 mm
Main unit + RF attachment:	189 \times 71 \times 61 mm
Main unit + EMS attachment:	189 \times 71 \times 66 mm

12.2 Power adapter

Model number:	DZ024CHL120200H
Input:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
Output:	12.0 V DC, 2.0 A, 24.0 W
Protection class:	II

Published information	Value and precision	Unit
Name or trademark of the manufacturer, commercial register number and address:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, China	
Input voltage:	100–240	V
Input alternating current frequency:	50/60	Hz
Input current:	0.8	A

Published information	Value and precision	Unit
Output voltage:	12.0	V
Output current:	2.0	A
Output power:	24.0	W
Average efficiency during operation:	86.2	%
Efficiency at low load (10 %)	76.8	%
Power consumption at zero load:	0.1	W

13 Disposal

13.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

13.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



Old appliances may not be disposed of in the household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county.** This ensures that old appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this

reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances* or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

14 Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

15 Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: www.silkn.eu. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Service number: 0906-2130009

Email: customercareuk@silkn.eu

DE **Rechtlicher Hinweis**

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patent-anmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang/Geräteteile	21
2	Allgemeines	21
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	21
2.2	Symbolerklärung	21
3	Sicherheit	22
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	22
3.2	Sicherheitshinweise	22
3.3	Kontraindikationen	25
4	Produkt und Lieferumfang prüfen	26
5	Produkteigenschaften	27
5.1	Diverse Aufsätze	27
5.2	Sicherheitsfunktionen	27
6	Laden	27
7	Bedienung	28
7.1	Vorbereitung	28
7.2	Gebrauch des Produkts ohne Aufsatz (für kleinere Bereiche)	28
7.3	Gebrauch des Produkts mit dem RF-Aufsatz (für größere Bereiche)	29
7.4	Gebrauch des Produkts mit dem EMS-Aufsatz	29
7.5	Nach der Anwendung	30
8	Empfehlungen zum Gebrauch des Produkts	30
8.1	Anwendungsbereich	30
8.2	Was Sie während und nach der Anwendung erwarten können	31
8.3	Anwendungsplan	31
8.4	Mögliche Nebenwirkungen	31
9	Reinigung	31
10	Aufbewahrung	32
11	Fehlersuche	32
12	Technische Daten	33
12.1	Allgemein	33
12.2	Netzteil	34
13	Entsorgung	34
13.1	Verpackung entsorgen	34
13.2	Produkt entsorgen	34
14	Garantieinformationen	35
15	Kundenservice	35

I Lieferumfang/Geräteteile

DE

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 RF-Anwendungsfläche | 8 Akku-/Aufsatz-Kontrollleuchte |
| 2 Elektroden | 9 Einstelltaste (⏻) |
| 3 LEDs (Leuchtdioden) | 10 Ladeanschluss |
| 4 Nahinfrarotlampen (IR) | 11 Netzstecker, 2× |
| 5 RF-Aufsatz | 12 Lösetaste |
| 6 EMS-Aufsatz | 13 Netzteil |
| 7 Energiestufen-Anzeige, 4× | 14 Anschlussbuchse |

2 Allgemeines

2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser FaceTite MultiPlatform (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte der Schutzklasse II.



WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Gleichstrom.



Wechselstrom.



Das internationale Effizienzkennzeichen gibt an, dass die Stromversorgung die Anforderungen der Stufe VI erfüllt.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte haben eine positive Polarität. Sie dürfen nur mit Produkten verbunden werden, die ebenfalls eine positive Polarität aufweisen.



Stellen Sie die Verwendung des Netzteils ein und entsorgen Sie es, wenn es beschädigt ist oder die Stifte verbogen sind.

ta

Umgebungstemperatur (Netzteil).



Das Prüfzeichen bestätigt, dass das Produkt nationalen und internationalen Normen entspricht.

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt wurde entwickelt, um das Hautbild zu verbessern, eine straffende Wirkung zu erzielen, die Kollagenneubildung anzuregen und die Reduzierung sichtbarer Falten zu unterstützen. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Das Produkt ist kein Medizinprodukt und nicht zur Behandlung von Erkrankungen bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3.2 Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Daten auf dem Typenschild des Netzteils übereinstimmt.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie es bei einem Problem schnell vom Stromnetz trennen können.

- Das mitgelieferte Netzteil darf ausschließlich an das Produkt angeschlossen werden. Verwenden Sie es nicht zu anderen Zwecken.
- Verwenden Sie Produkt und Netzteil nicht, wenn diese beschädigt oder defekt sind. Beschädigte oder defekte Teile müssen vom Hersteller oder Kundendienst ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn dessen Kabel oder Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es in Wasser getaucht wurde.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie das Produkt oder das Netzteil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Positionieren Sie das Produkt oder das Netzteil nicht so, dass sie in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen können. Sie sind nicht wasserdicht.
- Greifen Sie nicht nach dem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt anfassen. Wenn Sie das Produkt nicht von der Stromzufuhr trennen, kann dies zu einem Stromschlag führen.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie das Netzteil immer vom Stromnetz, wenn Sie das Produkt nicht laden.
- Fassen Sie das Produkt und das Netzteil niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Ziehen Sie das Netzteil nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Netzteil selbst an. Transportieren, ziehen oder tragen Sie das Produkt nie am Kabel.
- Halten Sie das Produkt und das Netzteil von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.

- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Kabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Netzteil. Legen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Laden Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen 10 und 35 °C.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zusammen mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem.

! WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Das Produkt und alle seine Komponenten dürfen nicht von den folgenden Personen benutzt werden: Kinder, Erwachsene mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen über den sicheren Umgang mit dem Produkt fehlt sowie Personen, die die mit dem Gebrauch des Produkts einhergehenden Gefahren nicht verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder vom Produkt und vom Netzteil fern.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Verwenden Sie nur die mit dem Produkt gelieferten Zubehörteile.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten – vermeiden Sie den Kontakt damit. Aus Batterien austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit Batterieflüssigkeit, waschen und spülen Sie die betreffenden Stellen unverzüglich mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Das Produkt enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Platzieren Sie das Produkt auf einer leicht zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Oberfläche. Positionieren Sie das Produkt nicht am Rand der Oberfläche.

- Das Produkt wurde gemäß den für Radiofrequenzen geltenden Anforderungen entwickelt und getestet. Dennoch kann es zu elektromagnetischen Interferenzen oder anderen Störungen kommen. Den Standort des Produkts zu verändern, kann helfen, Störungen zu beseitigen.
- Halten Sie das Produkt, das Netzteil und die Zubehörteile von heißen Oberflächen fern.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt zu reinigen, indem Sie es in Wasser tauchen, und reinigen Sie es nicht mit einem Dampfreiniger.
- Laden Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von potenziell brennbaren Materialien (z. B. Matratzen, Decken oder Holz) oder in der Nähe von Flüssigkeiten.

3.3 Kontraindikationen

VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT, WENN

- Sie einen Schrittmacher, implantierten Defibrillator oder ein anderes aktives elektronisches Implantat haben.
- bei Ihnen schlecht kontrollierte endokrine Störungen wie Diabetes und Schilddrüsenprobleme vorliegen.
- Sie derzeit an Hautkrebs, einem anderen Krebs oder prämaligen Muttermalen leiden oder früher einmal litten.
- Sie innerhalb der letzten 3 Monate eine Strahlungs- oder Chemotherapie erhalten haben oder Bereiche Ihrer Haut potenziell bösartige Tumore aufweisen.
- Ihr Immunsystem aufgrund von immunsuppressiven Krankheiten wie AIDS oder HIV oder der Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten geschwächt ist.
- Sie innerhalb der letzten 6 Monate vor Gebrauch dieses Produkts Isotretinoin (Accutane®) verwendet haben.
- Sie eine mit Lichtempfindlichkeit zusammenhängende Erkrankung wie Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose (PLD), Lichturtikaria, Lupus usw. haben.
- Sie an Epilepsie leiden.
- Sie schwanger sind oder stillen.

VERWENDEN SIE KEINE BEREICHE, IN DENEN

- sich dauerhafte Implantate wie Metallplatten und -schrauben (Ausnahme: orale Implantate), Silikonimplantate oder injizierte Füllungen oder Toxine befinden.
- sich dort, wo das Produkt angewendet wird, aktuelle Wunden,

Ekzeme, Hautausschläge, offene Schnittwunden, Abschürfungen, Läsionen, Schuppenflechte usw. befinden.

- Ihre Haut eitrig oder entzündet ist oder Sie in der Vergangenheit Narbenwucherungen, Wundheilungsstörungen oder empfindliche Haut hatten.
- sich Piercings oder andere metallische Gegenstände (z. B. aus Titan) befinden.
- Sie in den letzten 3 Monaten vor der Verwendung dieses Produkts operiert wurden.

Konsultieren Sie vor dem weiteren Gebrauch des Produkts einen Arzt, wenn sich innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Anwendung unerwartete Nebenwirkungen wie Hautjucken einstellen.

WENDEN SIE SICH AN IHREN ARZT, WENN SIE

- an Couperose oder Rosacea leiden.
- in der Vergangenheit in dem zu verwendenden Bereich Erkrankungen wie Herpes simplex hatten, die durch Wärme stimuliert werden. Sollte dies der Fall sein, können Sie dieses Produkt nach einer entsprechenden prophylaktischen Behandlung trotzdem verwenden.
- innerhalb der letzten 6 Monate ärztlich verschriebene Medikamente auf Ihrer Haut angewendet haben.
- an Hautkrankheiten, Narbenwucherungen oder Wundheilungsstörungen leiden.
- andere medizinische Probleme haben, die nach Ansicht Ihres Arztes oder Dermatologen die sichere Anwendung dieses Produkts ausschließen.

4 Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!


- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.


1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

5 Produkteigenschaften

5.1 Diverse Aufsätze

Das Produkt verfügt über eine RF-Anwendungsfläche . Es unterstützt die Hautverjüngung mithilfe einer Kombination aus Infrarot-Technologie (IR), LED-Lichttechnologie und bipolarer Radiofrequenzenergie (RF).

Die folgenden Aufsätze sind zur Verbesserung des Hautbilds im Lieferumfang enthalten: **RF-Aufsatz** : Diese Erweiterung der RF-Anwendungsfläche eignet sich ideal für die effiziente Anwendung größerer Bereiche (z. B. Wangen oder Hals).

EMS-Aufsatz : Er erzeugt mithilfe von Mikrostrom Muskelbewegungen, fördert die Durchblutung und beseitigt Schwellungen. Die Abkürzung EMS steht für elektrische Muskelstimulation. Der Aufsatz dient zur effizienteren Anwendung größerer Bereiche (z. B. Wangen oder Kieferpartie).

5.2 Sicherheitsfunktionen

Das Produkt ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Ihre Haut vor zu starker Erwärmung schützen.

Temperatursensor und Hitzeregler: Der Temperatursensor erfasst die Temperatur der Haut. Der Hitzeregler sorgt dafür, dass – je nach gewählter Energiestufe (1–4, zwischen 40 und 43 °C) – automatisch keine RF-Energie mehr abgegeben wird, bis sich die Haut so weit abgekühlt hat, dass wieder Energie zugeführt werden kann. So wird die Haut vor zu starker Erwärmung geschützt.

Bewegungssensor: Er sorgt dafür, dass nur dann RF-Energie abgegeben wird, wenn das Produkt über die Haut bewegt wird.

Automatische Abschaltung: Das Produkt schaltet sich automatisch ab, wenn es 15 Minuten lang mit oder ohne Aufsatz in Betrieb war.






6 Laden

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Laden Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von potenziell brennbaren Materialien (z. B. Matratzen, Decken oder Holz) oder in der Nähe von Flüssigkeiten.



- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwacher Akkuleistung vollständig auf.
- Bei schwacher Akkuleistung leuchtet die Akku-/Aufsatz-Kontrollleuchte im Betrieb orangefarben auf. Laden Sie das Produkt auf.
- Wenn das Produkt für längere Zeit aufbewahrt wird, sollte der Batteriestand überprüft und das Produkt regelmäßig aufgeladen werden.
- Das Produkt kann auch über das ans Stromnetz angeschlossene Netzteil betrieben werden.

1. Stecken Sie die Anschlussbuchse  des Netzteils  in den Ladeanschluss  des Produkts.
2. Verbinden Sie einen passenden Netzstecker  (2 oder 3 Stifte) mit dem Netzteil. Stecken Sie zur Installation den Netzstecker auf das Netzteil und drehen Sie ihn in Richtung des Verriegelungssymbols , bis er einrastet.

Zum Entfernen halten Sie die Lösetaste **12** gedrückt und drehen Sie den Netzstecker in Richtung des Entriegelungssymbols **11**, bis er sich vom Netzteil abziehen lässt.

3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Der Ladevorgang startet automatisch. Die Akku-/Aufsatz-Kontrollleuchte **8** blinkt während des Ladens orange und leuchtet grün, wenn der Ladevorgang beendet ist.

4. Trennen Sie nach dem Laden das Netzteil vom Stromnetz und ziehen Sie die Anschlussbuchse aus dem Ladeanschluss des Produkts.

7 Bedienung



- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
- Lesen Sie vor der Verwendung das Kapitel „Empfehlungen zum Gebrauch des Produkts“.

7.1 Vorbereitung

1. Laden Sie das Produkt vor der Verwendung vollständig auf (siehe Kapitel „Laden“). Sie können das Produkt auch über das ans Stromnetz angeschlossene Netzteil **13** betreiben.

2. Falls gewünscht, stecken Sie den RF-Aufsatz **5** oder den EMS-Aufsatz **6** auf die RF-Anwendungsfläche **1**.

Verwenden Sie den RF-Aufsatz für die effizientere Anwendung größerer Bereiche (z. B. Wangen oder Hals).

Verwenden Sie den EMS-Aufsatz, um die Muskulatur mithilfe von Mikrostrom zu stimulieren.

Um den gewünschten Aufsatz anzubringen, drücken Sie ihn leicht auf die RF-Anwendungsfläche, bis er einrastet (siehe **Abb. B**). Vergewissern Sie sich, dass die dreieckige Markierung auf der Rückseite des Aufsatzes nach oben zeigt.

Um den Aufsatz abzunehmen, ziehen Sie ihn sanft ab, bis er sich von der RF-Anwendungsfläche löst.

3. Ihre Haut muss sauber und trocken sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Schmuck vollständig abgelegt haben.
4. Geben Sie eine dünne Schicht wasserbasiertes Gel auf die Anwendungsfläche des Produkts bzw. des Aufsatzes.

Das wasserbasierte Gel sorgt für Leitfähigkeit und lässt das Produkt leicht über die Haut gleiten. Für den optimalen, sicheren und effizienten Einsatz des Produkts empfehlen wir die Verwendung von Silk'n Slider Gel.

7.2 Gebrauch des Produkts ohne Aufsatz (für kleinere Bereiche)

1. Halten Sie die Einstelltaste **(⏻)** **9** gedrückt, um das Produkt einzuschalten. Das Produkt läuft auf Energiestufe I. Die Kontrollleuchte für die erste Energiestufen-Anzeige **7** leuchtet auf.
2. Halten Sie das Produkt an Ihre Haut und führen Sie es in sanften, massageähnlichen Bewegungen darüber.

Achten Sie darauf, dass die Elektroden **2** Kontakt zu Ihrer Haut haben.

Auch die LEDs **3** und die Nahinfrarotlampen (IR) **4** sind in Betrieb.

- Falls gewünscht, drücken Sie die Einstelltaste (⏻) erneut, um die Energiestufe zu ändern. Das Produkt darf beim Wechseln der Energiestufe keinen Kontakt zu Ihrer Haut haben. Das Produkt durchläuft nacheinander die verschiedenen Energiestufen (1–4). Dabei leuchten die jeweiligen Energiestufen-Kontrollleuchten auf. Wenn das Gerät auf Energiestufe 4 läuft und Sie die Einstelltaste (⏻) erneut drücken, wechselt das Produkt wieder auf Energiestufe 1.

Wie Sie feststellen werden, steigt mit höheren Energiestufen auch die jeweilige Temperatur. Während der Anwendung kann sich Ihre Haut leicht röten. Dies ist vollkommen normal und stellt keinen Anlass zur Beunruhigung dar.

Mit der höchsten Energiestufe erzielen Sie die besten Ergebnisse. Wichtig ist jedoch, dass sich die Anwendung mit der jeweils ausgewählten Energiestufe für Sie angenehm anfühlt. Sollte dies nicht der Fall sein, wählen Sie eine niedrigere Energiestufe.

- Sorgen Sie dafür, dass sich während der Anwendung stets ausreichend Gel auf der Anwendungsfläche des Produkts bzw. auf dem Aufsatz befindet.
- Wenden Sie das Produkt auf kleinen Bereichen (z. B. den Nasolabialfalten oder zwischen den Augenbrauen) für jeweils mindestens 3 Minuten lang an. Lassen Sie das Produkt dabei nicht auf nur einer einzigen Hautstelle verweilen. Bewegen Sie es stets über den gesamten Bereich. Sie verhindern dadurch eine zu starke Erwärmung der Haut und andere potenzielle Nebenwirkungen.

7.3 Gebrauch des Produkts mit dem RF-Aufsatz (für größere Bereiche)

- Halten Sie die Einstelltaste (⏻) **9** gedrückt, um das Produkt einzuschalten. Das Produkt läuft auf Energiestufe 1. Die Kontrollleuchte für die erste Energiestufen-Anzeige **7** leuchtet auf. Die Akku-/Aufsatz-Kontrollleuchte **8** leuchtet während des Gebrauchs grün auf, um anzuzeigen, dass der Aufsatz korrekt angebracht wurde. Wurde der Aufsatz nicht richtig angebracht, blinkt diese Kontrollleuchte grün. Ist dies der Fall, bringen Sie den Aufsatz korrekt an.
- Halten Sie das Produkt an Ihre Haut und führen Sie es in sanften, massageähnlichen Bewegungen darüber. Achten Sie darauf, dass die Elektroden **2** Kontakt zu Ihrer Haut haben. Auch die LEDs **3** und die Nahinfrarotlampen (IR) **4** sind in Betrieb.
- Verwenden Sie das Produkt so, wie unter Schritt 3 und 4 in Kapitel 7.2 beschrieben.
- Wenden Sie das Produkt auf größeren Bereichen (z. B. Wangen oder Hals) jeweils mindestens 5 Minuten lang an. Lassen Sie das Produkt dabei nicht auf nur einer einzigen Hautstelle verweilen. Bewegen Sie es stets über den gesamten Bereich. Sie verhindern dadurch eine zu starke Erwärmung der Haut und andere potenzielle Nebenwirkungen.

7.4 Gebrauch des Produkts mit dem EMS-Aufsatz

- Unter Schritt 1 in Kapitel 7.3 finden Sie Informationen dazu, wie Sie sicherstellen, dass der EMS-Aufsatz korrekt angebracht wurde.
- Halten Sie das Produkt an Ihre Haut und führen Sie es in linearen Bewegungen darüber. Achten Sie darauf, dass die Elektroden **2** Kontakt zu Ihrer Haut haben. Die LEDs **3** und Nahinfrarotlampen (IR) **4** sind bei Verwendung des EMS-Aufsatzes nicht in Betrieb.

3. Gegebenenfalls drücken Sie die Einstelltaste (⏻) 9 erneut, um die Energiestufe zu ändern.
Das Produkt darf beim Wechseln der Energiestufe keinen Kontakt zu Ihrer Haut haben. Das Produkt durchläuft nacheinander die verschiedenen Energiestufen (1–4). Dabei leuchten die jeweiligen Energiestufen-Kontrollleuchten auf. Wenn das Gerät auf Energiestufe 4 läuft und Sie die Einstelltaste (⏻) erneut drücken, wechselt das Produkt wieder auf Energiestufe 1.
Sie werden bemerken, wie schwache elektrische Impulse für Kontraktionen Ihrer Gesichtsmuskulatur sorgen.
Mit der höchsten Energiestufe erzielen Sie die besten Ergebnisse. Wichtig ist jedoch, dass sich die Anwendung mit der jeweils ausgewählten Energiestufe für Sie angenehm anfühlt. Sollte dies nicht der Fall sein, wählen Sie eine niedrigere Energiestufe.
4. Sorgen Sie dafür, dass sich während der Anwendung stets ausreichend Gel auf dem Aufsatz befindet.
5. Wenden Sie das Produkt auf größeren Bereichen (z. B. Wangen oder Kieferpartie) jeweils mindestens 5 Minuten lang an.
Lassen Sie das Produkt dabei nicht auf nur einer einzigen Hautstelle verweilen. Bewegen Sie es stets über den gesamten Bereich.

7.5 Nach der Anwendung

1. Halten Sie nach der Anwendung die Einstelltaste (⏻) 9 gedrückt, um das Produkt auszuschalten.
Falls es eingesteckt ist, sollten Sie das Netzteil 13 vom Stromnetz trennen.
2. Entfernen Sie eventuelle Rückstände des wasserbasierten Gels von Ihrer Haut. Spülen Sie Ihre Haut anschließend mit lauwarmem Wasser ab.
3. Trocknen Sie die Haut mit einem Handtuch und tragen Sie eine Gesichtsscreme auf, um die Haut zu beruhigen und mit Feuchtigkeit zu versorgen.
4. Reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).

8 Empfehlungen zum Gebrauch des Produkts

8.1 Anwendungsbereich

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Schauen Sie nicht direkt in das vom Produkt abgegebene Licht. Schließen Sie die Augen, wenn Sie das Produkt im Augenbereich anwenden.

Bereich	Zweck
Stirn (einschließlich des Bereichs zwischen den Augenbrauen)	Reduzierung von Falten
Wangen links und rechts (einschließlich Augenbereich, aber ohne Augenlider)	Reduzierung von Fältchen und Volumenaufbau
Hals	Reduzierung von Falten am Hals

8.2 Was Sie während und nach der Anwendung erwarten können

DE

- Aufgrund der RF-Energie kommt es zu einer spürbaren Erwärmung.
- Bei Verwendung des EMS-Aufsatzes **6** werden Sie ein leichtes Kribbeln spüren, das vom elektrischen Strom verursacht wird.
- Nach der Anwendung kann es zu leichten Rötungen oder Schwellungen kommen. Diese sollten sich innerhalb weniger Stunden, höchstens jedoch innerhalb eines Tages, zurückbilden.

8.3 Anwendungsplan

- Beginnen Sie Anwendungen stets mit Energiestufe 1 und steigern Sie die Energiestufe schrittweise, solange Sie die Anwendung noch als angenehm empfinden.
- Wenden Sie das Produkt in größeren Bereichen (z. B. Wangen oder Hals) jeweils mindestens 5 Minuten bzw. in kleineren Bereichen (z. B. Nasolabialfalten oder zwischen den Augenbrauen) mindestens 3 Minuten lang an.
- Wenden Sie das Produkt über 10 Wochen hinweg zweimal wöchentlich an. Erste sichtbare Ergebnisse stellen sich nach 5 Wochen bzw. 10 Sitzungen ein.
- Wenden Sie das Produkt anschließend einmal alle 2 Wochen an, um die Ergebnisse aufrechtzuerhalten.
- Damit die Ergebnisse dauerhaft sind, ist es wichtig, das Produkt regelmäßig anzuwenden.

8.4 Mögliche Nebenwirkungen

Um Nebenwirkungen zu vermeiden, befolgen Sie stets die Anweisungen und beachten Sie alle Warnhinweise und Kontraindikationen. Ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate, falls Sie dauerhaft unter Beschwerden wie Schmerzen, Hautrötungen, Schwellungen oder einem brennenden Gefühl usw. leiden.

Die folgenden Nebenwirkungen sind zwar selten, können jedoch auftreten:

- Übermäßige Ödeme (Schwellungen) und Erytheme (Rötungen): Falls es dazu kommt, kühlen Sie den betroffenen Bereich mindestens 10 Minuten lang mit einem kalten, feuchten Tuch und tragen Sie anschließend eine Creme gegen Verbrennungen auf. Innerhalb weniger Tage sollten die Beschwerden abklingen.
- Erweiterung der oberflächlichen Blutkapillaren: Dies kann zu vorübergehenden Rötungen führen, die einige Tage lang bestehen bleiben. Einige der Kapillargefäße können auch rote Flecken aufweisen, die mit der Zeit zurückgehen sollten. Falls es zu diesen Erscheinungen kommt, kühlen Sie die betroffenen Bereiche sofort mit kaltem Wasser.

9 Reinigung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Trennen Sie das Netzteil immer vom Stromnetz, bevor Sie das Produkt reinigen.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
 - Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
1. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt frei von Rückständen des wasserbasierten Gels ist.
 2. Trocknen Sie das Produkt gründlich mit einem sauberen, trockenen, weichen Lappen.

10 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.

11 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass weder das Produkt selbst noch das Netzteil 13 defekt sind und das Netzteil ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausreichend aufgeladen ist, falls es nicht über das Netzteil betrieben wird.
Während der Anwendung ist keine Wärme bzw. kein Mikrostrom wahrnehmbar.	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass die Elektroden 2 Kontakt zu Ihrer Haut haben.
Der Aufsatz 5 / 6 funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz richtig auf dem Produkt angebracht wurde. Bei ordnungsgemäßer Anbringung des Aufsatzes leuchtet die Akku-/Aufsatz-Kontrollleuchte 8 grün.
Mindestens eine Kontrollleuchte blinkt während der Anwendung.	<ul style="list-style-type: none"> • Während des Betriebs ist es zu einem Fehler gekommen. Schalten Sie das Produkt aus und wieder ein.

12 Technische Daten

DE

12.1 Allgemein

Modell:	H2501
Nennspannung:	12 V
Akkukapazität:	4 000 mAh Lithium
Akkutyp:	1 × 4 000 mAh Lithium (aufladbar)
Technologie:	Home Tightening™
LEDs (Wellenlänge):	630 nm ± 20 nm
IR (Wellenlänge):	780 nm ± 20 nm
RF	
Max. Ausgangsleistung:	20 W
Ausgangsfrequenz der Haupteinheit:	1 MHz ± 30 %
Ausgangsfrequenz des RF-Aufsatzes:	1 MHz ± 30 %
Puls (EMS-Aufsatz)	
Frequenz:	100 Hz ± 10 % (Lift-Modus); 2 Hz ± 10 % (Slap-Modus)
Max. Spannung:	10 W
Transport-/ Aufbewahrungsbedingungen	
Temperatur:	-40 bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10–90 %
Atmosphärischer Druck:	500–1 060 hPa
Betriebsbedingungen	
Temperatur:	10 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	30–75 %
Atmosphärischer Druck:	700–1 060 hPa
Gewicht	
Haupteinheit:	210 g
RF-Aufsatz:	45 g
EMS-Aufsatz:	55 g
Abmessungen (L × B × H)	
Haupteinheit:	175 × 56 × 45 mm
Haupteinheit + RF-Aufsatz:	189 × 71 × 61 mm
Haupteinheit + EMS-Aufsatz:	189 × 71 × 66 mm

12.2 Netzteil

Modellnummer: DZ024CHLI20200H
 Eingang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
 Ausgang: 12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
 Schutzklasse: II

Veröffentlichte Daten	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Marke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, China	
Eingangsspannung:	100–240	V
Eingangswechselstromfrequenz:	50/60	Hz
Eingangsstrom:	0,8	A
Ausgangsspannung:	12,0	V
Ausgangsstrom:	2,0	A
Ausgangsleistung:	24,0	W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad im Betrieb:	86,2	%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %):	76,8	%
Stromverbrauch bei Nulllast:	0,1	W

13 Entsorgung

13.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

13.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg-Nr. DE 17485055



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel abzugeben.** Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, sämtliche Batterien und Akkus – ganz gleich, ob sie gefährliche Stoffe* enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtbezirks oder bei einem Händler abzugeben, sodass sie umweltfreundlich entsorgt werden können.

Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle, und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

14 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden.

Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

15 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzer-handbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservicede@silkn.eu

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Tous droits réservés.

Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silkn Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silkn Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Table des matières

1	Contenu de la livraison/pièces de l'appareil	38
2	Généralités	38
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	38
2.2	Explication des symboles	38
3	Sécurité	39
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	39
3.2	Consignes de sécurité	39
3.3	Contre-indications	42
4	Vérifier le produit et le contenu de la livraison	43
5	Caractéristiques du produit	43
5.1	Divers embouts	43
5.2	Fonctions de sécurité	44
6	Chargement	44
7	Utilisation	45
7.1	Préparation	45
7.2	Utilisation du produit sans embout (pour des zones de petite taille)	45
7.3	Utilisation du produit avec l'embout RF (pour les zones de grande taille)	46
7.4	Utilisation du produit avec l'embout EMS	46
7.5	Après l'utilisation	47
8	Recommandations sur l'utilisation du produit	47
8.1	Zone d'application	47
8.2	À quoi devez-vous vous attendre pendant et après l'utilisation ?	47
8.3	Plan d'application	48
8.4	Effets secondaires possibles	48
9	Nettoyage	48
10	Rangement	49
11	Recherche d'erreurs	49
12	Données techniques	49
12.1	Généralités	49
12.2	Bloc d'alimentation	50
13	Élimination	51
13.1	Éliminer l'emballage	51
13.2	Éliminer le produit	51
14	Garantie	51
15	Service à la clientèle	52

I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Surface d'application RF | 8 Voyant de contrôle de la batterie/de l'embout |
| 2 Électrodes | 9 Touche de réglage (⤵) |
| 3 LED (diodes électroluminescentes) | 10 Prise de chargement |
| 4 Lampes à infrarouge proche (IR) | 11 Fiche réseau, 2× |
| 5 Embout RF | 12 Touche de déblocage |
| 6 Embout EMS | 13 Bloc d'alimentation |
| 7 Indicateur du niveau d'énergie, 4× | 14 Connecteur |

2 Généralités

2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de cette FaceTite MultiPlatform (appelée « produit » ci-après). Il contient des informations importantes pour sa mise en service et son utilisation.

Veuillez lire d'abord le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

REMARQUE !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Veuillez lire le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Ce symbole désigne des appareils électriques de la classe de protection II.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le produit à proximité de baignoires, douches, lavabos ou d'autres récipients remplis d'eau.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le foyer (dans des espaces intérieurs secs).

FR



Courant continu.



Courant alternatif.



Le sigle international d'efficacité indique que l'alimentation électrique répond aux exigences du niveau VI.



Les produits marqués de ce symbole ont une polarité positive. Ils ne peuvent être raccordés qu'à des produits ayant également une polarité positive.



N'utilisez plus le bloc d'alimentation et mettez-le au rebut s'il est endommagé ou si ses broches sont tordues.

ta

Température ambiante (bloc d'alimentation).



La marque de certification confirme que le produit est bien conforme aux normes nationales et internationales.

3 Sécurité

3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit a été conçu pour améliorer le grain de la peau, obtenir un effet raffermissant, stimuler la formation de nouveau collagène et favoriser la réduction des rides visibles. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. Ce produit n'est pas un dispositif médical et ne peut pas être utilisé pour traiter les maladies. Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

3.2 Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Ne branchez le produit que si la tension réseau de la prise de courant correspond aux données indiquées sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation.
- Ne branchez le bloc d'alimentation que sur une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir le couper rapidement du réseau électrique en cas de panne.
- Le bloc d'alimentation fourni ne peut être branché qu'au produit. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- N'utilisez pas le produit et le bloc d'alimentation s'ils sont endommagés ou défectueux. Les pièces abîmées ou défectueuses doivent être remplacées par le fabricant ou le service clientèle pour éviter tout risque.

- N'utilisez pas le bloc d'alimentation si son câble ou sa fiche est endommagé(e), ne fonctionne pas correctement ou a été immergé(e) dans l'eau.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
- Ne plongez pas le produit ou le bloc d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne placez pas le produit ni le bloc d'alimentation de manière à ce qu'ils puissent tomber dans une baignoire ou un lavabo. Ils ne sont pas étanches.
- Ne saisissez pas le produit s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement le bloc d'alimentation de la prise de courant avant de saisir le produit. Ne pas débrancher le produit de l'alimentation électrique peut provoquer un choc électrique.
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le bloc d'alimentation de l'alimentation électrique lorsque vous ne chargez pas le produit.
- Ne saisissez jamais le produit et le bloc d'alimentation avec les mains mouillées ou humides.
- N'introduisez pas d'objets dans le boîtier.
- Ne retirez jamais le bloc d'alimentation de la prise de courant en tirant sur le câble, mais saisissez toujours le bloc d'alimentation lui-même. Ne transportez, ne tirez ou ne portez jamais le produit par le câble.
- Tenez éloignés le produit et le bloc d'alimentation des flammes et des surfaces chaudes.
- Placez le câble de façon à ce que personne ne trébuche dedans.
- Ne pliez pas le câble et ne l'enroulez pas autour du bloc d'alimentation. Ne posez pas le câble sur des bords coupants.
- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.
- Chargez le produit uniquement à des températures comprises entre 10 et 35 °C.

- N'utilisez pas le produit avec une minuterie externe ou un système d'enclenchement à distance séparé.

FR

! AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Le produit et tous ses composants ne doivent pas être utilisés par les personnes suivantes : les enfants et les adultes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, les personnes manquant d'expérience et de connaissances sur la manière d'utiliser le produit en toute sécurité, ainsi que les personnes qui ne comprennent pas les risques liés à l'utilisation du produit.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenez les enfants éloignés du produit et du bloc d'alimentation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est branché sur une prise de courant.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'emballage en plastique. Ils peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec.
- N'utilisez que les accessoires fournis avec le produit.
- Si le produit n'est pas utilisé correctement, du liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact avec celui-ci. Le liquide s'écoulant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux ou les muqueuses, lavez et rincez immédiatement les endroits concernés à l'eau propre. Consultez un médecin si nécessaire.
- Les batteries ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées dans le feu. Le produit comporte une batterie qui ne peut pas être remplacée.

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Placez le produit sur une surface facilement accessible, plane, sèche, résistante à la chaleur et suffisamment stable. Ne placez pas le produit au bord de la surface.
- Le produit a été conçu et testé pour satisfaire aux exigences se rapportant aux radiofréquences. Des interférences électromagnétiques ou d'autres perturbations peuvent toutefois subsister. Le déplacement de l'appareil peut favoriser l'élimination des interférences.
- Tenez le produit, le bloc d'alimentation et les accessoires à l'écart des surfaces chaudes.

- N'essayez jamais de nettoyer le produit préalablement plongé dans l'eau et ne le nettoyez pas avec un nettoyeur à vapeur.
- Ne chargez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux potentiellement inflammables (par ex. matelas, couvertures ou bois) ou à proximité de liquides.

3.3 Contre-indications

N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT SI

- vous portez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif.
- vous souffrez de troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes.
- vous souffrez actuellement d'un cancer de la peau, d'un autre type de cancer ou de grains de beauté prémalins ou si vous en avez eu par le passé.
- vous avez subi une radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois, ou si vous présentez des zones sujettes à des malignités dermiques.
- votre système immunitaire est affaibli par des pathologies immunosuppressives telles que le sida ou le VIH ou par la prise de médicaments immunosuppresseurs.
- vous avez utilisé de l'isotrétinoïne (Accutane®) au cours des 6 derniers mois précédant l'utilisation de ce produit.
- vous souffrez d'une maladie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, la photodermatose polymorphe (PLD), l'urticaire solaire, le lupus, etc.
- vous souffrez d'épilepsie.
- vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

NE TRAITEZ PAS DE ZONES

- qui comportent des implants permanents tels que des plaques et des vis métalliques (sauf implants oraux), des implants en silicone ou des zones avec des produits de comblement ou toxines injectés.
- qui comportent actuellement des plaies, un eczéma, des éruptions cutanées, des plaies ouvertes, des égratignures, des lésions, du psoriasis, etc. là où le produit est utilisé.
- dont la peau est purulente ou sujette à une infection ou a comporté des cicatrices hypertrophiques, des troubles de la cicatrisation ou dont la peau a souffert d'une sensibilité par le passé.
- comportant des piercings ou d'autres objets métalliques (par ex. en titane).

- ayant subi une opération chirurgicale au cours des 3 mois précédant l'utilisation de ce produit.

FR

Si des effets secondaires inattendus apparaissent dans les premières 48 heures suivant l'utilisation du produit, consultez un médecin avant de continuer à utiliser le produit.

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS

- souffrez de couperose ou de rosacée.
- avez des antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles qu'un herpès simplex, au niveau de la zone à utiliser. Si tel est le cas, vous pourrez tout de même utiliser ce produit après avoir suivi un traitement prophylactique adapté.
- avez utilisé des médicaments prescrits par un médecin sur votre peau au cours des 6 derniers mois.
- souffrez de maladies de la peau, de cicatrices hypertrophiques ou de troubles de la cicatrisation.
- souffrez de toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.

1. Retirez le produit de l'emballage.
2. Assurez-vous que la livraison est complète (voir **fig. A**).
3. Contrôlez que le produit ou les différentes pièces ne présentent pas de dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.


5 Caractéristiques du produit

5.1 Divers embouts

Ce produit est doté d'une surface d'application RF **1**. Il favorise le rajeunissement de la peau en combinant la technologie infrarouge (IR), la technologie d'éclairage LED et l'énergie radiofréquence bipolaire (RF).

Les embouts suivants contribuant à améliorer le grain de la peau sont fournis avec le produit :

Embout RF 5 : Cette extension de la surface d'application RF est particulièrement efficace sur des zones plus larges (par ex. les joues ou le cou).

Embout EMS  : Cet embout provoque des mouvements musculaires grâce à un micro-courant, favorise la circulation sanguine et élimine les gonflements. L'abréviation EMS signifie electromuscular stimulation (stimulation musculaire électrique). Cet embout est efficace sur les zones plus larges (par ex. les joues ou le menton).

5.2 Fonctions de sécurité

Le produit est équipé de fonctions de sécurité qui protègent votre peau de toute surchauffe.

Capteur de température et régulateur de chaleur : Le capteur de température saisit la température de la peau. Selon le niveau d'énergie choisi (1 à 4, entre 40 et 43 °C), le régulateur de chaleur veille à ce que plus aucune énergie RF ne soit automatiquement émise jusqu'à ce que la peau se soit suffisamment refroidie pour que de l'énergie puisse à nouveau être diffusée. La peau est ainsi protégée de toute surchauffe.

Capteur de mouvement : Il veille à ce que de l'énergie RF ne soit émise que lorsque le produit circule sur la peau.

Mise hors service automatique : Le produit s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes d'utilisation, que ce soit avec ou sans embout.









6 Chargement

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Ne chargez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux potentiellement inflammables (par ex. matelas, couvertures ou bois) ou à proximité de liquides.



- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et lorsque la batterie est faible.
- Lorsque la batterie est faible, le voyant de contrôle de la batterie/de l'embout s'allume en orange pendant que le produit est en marche. Rechargez le produit.
- Lorsque le produit doit être entreposé pendant une durée prolongée, il convient de vérifier le niveau de charge de la batterie et de recharger régulièrement le produit.
- Le produit peut également être utilisé avec le bloc d'alimentation branché au réseau électrique.

1. Branchez le connecteur  du bloc d'alimentation  sur la prise de chargement  du produit.
2. Branchez une fiche réseau  adaptée (2 ou 3 broches) au bloc d'alimentation. Pour installer la fiche réseau, placez-la sur le bloc d'alimentation et tournez-la dans le sens du symbole de verrouillage () jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour la retirer, maintenez la touche de déblocage  enfoncée et tournez la fiche réseau en direction du symbole de déverrouillage () jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée du bloc d'alimentation.
3. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant. Le processus de chargement démarre automatiquement. Le voyant de contrôle de la batterie/de l'embout  clignote en orange pendant le chargement et s'allume en vert lorsque le chargement est terminé.
4. Une fois le chargement terminé, débranchez le bloc d'alimentation du réseau électrique et retirez le connecteur de la prise de chargement du produit.

7 Utilisation

FR



- Avant la première utilisation, nettoyez toutes les parties du produit comme indiqué dans le chapitre « Nettoyage ».
- Lisez le chapitre « Recommandations sur l'utilisation du produit » avant d'utiliser le produit.

7.1 Préparation

1. Chargez complètement le produit avant de l'utiliser (voir chapitre « Chargement »).
Vous pouvez également utiliser le produit avec le bloc d'alimentation **13** branché au réseau électrique.
2. Si vous le souhaitez, placez l'embout RF **5** ou l'embout EMS **6** sur la surface d'application RF **1**.
L'embout RF est plus efficace sur des zones plus larges (par ex. les joues ou le cou). Utilisez l'embout EMS pour stimuler votre musculature grâce à un micro-courant. Pour fixer l'embout souhaité, appuyez légèrement dessus lorsque vous le placez sur la surface d'application RF, jusqu'à ce qu'il s'enclenche (voir **fig. B**). Assurez-vous que le repère en forme de triangle situé au dos de l'embout pointe vers le haut.
Pour retirer l'embout, tirez doucement dessus jusqu'à ce qu'il se détache de la surface d'application RF.
3. Votre peau doit être propre et sèche. Assurez-vous d'avoir retiré tous vos bijoux.
4. Appliquez une fine couche de gel à base d'eau sur la surface d'application du produit ou de l'embout.
Le gel à base d'eau assure une bonne conductivité et permet au produit de glisser facilement sur la peau. Nous vous conseillons d'utiliser du Silk'n Slider Gel afin de garantir une utilisation optimale, sûre et efficace du produit.

7.2 Utilisation du produit sans embout (pour des zones de petite taille)

1. Maintenez la touche de réglage (**⏻**) **9** enfoncée pour allumer le produit.
Le produit fonctionne sur le niveau d'énergie 1. Le voyant de contrôle du premier indicateur du niveau d'énergie **7** s'allume.
2. Placez le produit contre votre peau et faites-le circuler en effectuant des mouvements doux, semblables à un massage.
Veillez à ce que les électrodes **2** entrent en contact avec votre peau.
Les LED **3** et les lampes à infrarouge proche (IR) **4** fonctionnent elles aussi.
3. Si vous le souhaitez, appuyez à nouveau sur la touche de réglage (**⏻**) pour changer le niveau d'énergie.
Le produit ne doit pas entrer en contact avec votre peau lorsque vous passez à un autre niveau d'énergie.
Le produit passe successivement par les différents niveaux d'énergie (1–4). Les différents voyants de contrôle des niveaux d'énergie s'allument alors. Si vous appuyez à nouveau sur la touche de réglage (**⏻**) alors que l'appareil est réglé sur le niveau d'énergie 4, le produit repasse à nouveau au niveau d'énergie 1.
Comme vous le verrez, la température augmente avec les différents niveaux d'énergie. Il se peut que votre peau devienne un peu rouge lorsque vous utilisez le produit. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal.

Le niveau d'énergie le plus élevé donne les meilleurs résultats. Il est toutefois important que le niveau d'énergie choisi soit confortable pour vous. Si cela ne devait pas être le cas, sélectionnez un niveau d'énergie moins élevé.

4. Veillez à ce qu'il y ait toujours suffisamment de gel sur la surface d'application ou sur l'embout lorsque vous utilisez le produit.
5. Appliquez le produit sur des zones de petite taille (par ex. les sillons nasogéniens ou entre les sourcils) pendant au moins 3 minutes lors de chaque utilisation.

Ne laissez pas le produit reposer sur une seule zone de la peau. Déplacez-le toujours sur toute la zone. Vous protégerez ainsi votre peau de la surchauffe et de tout autre effet secondaire potentiel.

7.3 Utilisation du produit avec l'embout RF (pour les zones de grande taille)

1. Maintenez la touche de réglage (⏻) 9 enfoncée pour allumer le produit. Le produit fonctionne sur le niveau d'énergie I. Le voyant de contrôle du premier indicateur du niveau d'énergie 7 s'allume. Le voyant de contrôle de la batterie/de l'embout 8 s'allume en vert pendant l'utilisation afin d'indiquer que l'embout est correctement fixé. Si l'embout n'a pas été correctement fixé, le voyant de contrôle clignote en vert. Si cela se produit, fixez correctement l'embout.
2. Placez le produit contre votre peau et faites-le circuler en effectuant des mouvements doux, semblables à un massage. Veillez à ce que les électrodes 2 entrent en contact avec votre peau. Les LED 3 et les lampes à infrarouge proche (IR) 4 fonctionnent elles aussi.
3. Utilisez le produit de la manière décrite aux étapes 3 et 4 du chapitre 7.2.
4. Appliquez le produit sur des zones plus larges (par ex. les joues ou le cou) pendant au moins 5 minutes lors de chaque utilisation.

Ne laissez pas le produit reposer sur une seule zone de la peau. Déplacez-le toujours sur toute la zone. Vous protégerez ainsi votre peau de la surchauffe et de tout autre effet secondaire potentiel.

7.4 Utilisation du produit avec l'embout EMS

1. L'étape 1 mentionnée au chapitre 7.3 vous montre comment vérifier que l'embout EMS a été correctement fixé.
2. Placez le produit contre votre peau et faites-le circuler en effectuant des mouvements linéaires. Veillez à ce que les électrodes 2 entrent en contact avec votre peau. Les LED 3 et les lampes à infrarouge proche (IR) 4 ne fonctionnent pas lorsque l'embout EMS est utilisé.
3. Le cas échéant, appuyez à nouveau sur la touche de réglage (⏻) 9 pour changer le niveau d'énergie.

Le produit ne doit pas entrer en contact avec votre peau lorsque vous passez à un autre niveau d'énergie.

Le produit passe successivement par les différents niveaux d'énergie (1-4). Les différents voyants de contrôle des niveaux d'énergie s'allument alors. Si vous appuyez à nouveau sur la touche de réglage (⏻) alors que l'appareil est réglé sur le niveau d'énergie 4, le produit repasse à nouveau au niveau d'énergie 1.

Vous sentirez de légères impulsions électriques qui provoqueront des contractions au niveau des muscles de votre visage.

Le niveau d'énergie le plus élevé donne les meilleurs résultats. Il est toutefois important que le niveau d'énergie choisi soit confortable pour vous. Si cela ne devait pas être le cas, sélectionnez un niveau d'énergie moins élevé.

4. Veillez à ce qu'il y ait toujours suffisamment de gel sur l'embout lorsque vous utilisez le produit.
5. Appliquez le produit sur des zones plus larges (par ex. les joues ou le menton) pendant au moins 5 minutes lors de chaque utilisation.

Ne laissez pas le produit reposer sur une seule zone de la peau. Déplacez-le toujours sur toute la zone.

7.5 Après l'utilisation

1. Après l'utilisation, maintenez la touche de réglage (⏻) 9 enfoncée pour éteindre le produit.

Si le bloc d'alimentation 13 est raccordé à une prise de courant, débranchez-le de l'alimentation électrique.

2. Débarrassez votre peau de tout résidu de gel. Rincez ensuite votre peau à l'eau tiède.
3. Séchez votre peau avec une serviette et appliquez une crème pour le visage afin de l'apaiser et de l'hydrater.
4. Nettoyez soigneusement le produit après chaque utilisation (voir chapitre « Nettoyage »).

8 Recommandations sur l'utilisation du produit

8.1 Zone d'application

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ne regardez pas directement la lumière diffusée par le produit. Fermez les yeux lorsque vous utilisez le produit dans la région des yeux.

Zone	Objectif
Front (y compris la zone située entre les sourcils)	Réduction des rides
Joues gauche et droite (y compris la région des yeux, mais sans les paupières)	Réduction des ridules et augmentation du volume
Cou	Réduction des rides au niveau du cou

8.2 À quoi devez-vous vous attendre pendant et après l'utilisation ?

- L'énergie RF réchauffe sensiblement la peau.
- Lorsque vous utiliserez l'embout EMS 6, vous ressentirez de légers picotements dus au courant électrique.

- De légères rougeurs ou de légers gonflements peuvent apparaître après l'utilisation du produit. Cela devrait disparaître en l'espace de quelques heures, mais au plus tard en l'espace d'une journée.

8.3 Plan d'application

- Commencez toujours la séance par le niveau d'énergie 1, puis augmentez graduellement le niveau d'énergie tant que cela est confortable pour vous.
- Pour les zones plus larges (par ex. les joues ou le cou), appliquez le produit pendant au moins 5 minutes lors de chaque utilisation. Pour les zones plus petites (par ex. les sillons nasogéniens ou entre les sourcils), appliquez le produit pendant au moins 3 minutes lors de chaque utilisation.
- Utilisez le produit deux fois par semaine pendant 10 semaines. Les premiers résultats sont visibles après 5 semaines ou 10 séances.
- Utilisez ensuite le produit une fois toutes les 2 semaines afin de maintenir les effets.
- Il est important d'utiliser régulièrement le produit pour que les effets soient durables.

8.4 Effets secondaires possibles

Pour éviter tout effet secondaire, suivez toujours les instructions et tenez compte de tous les avertissements et contre-indications. Consultez votre médecin si vous présentez des symptômes persistants, comme des douleurs, des rougeurs, des gonflements ou une sensation de brûlure.

Les effets secondaires suivants sont rares, mais peuvent toutefois survenir :

- Œdèmes excessifs (gonflements) et érythèmes (rougeurs) : Si ces signes apparaissent, utilisez un linge frais et humide pour refroidir la zone affectée pendant au moins 10 minutes et appliquez ensuite une crème anti-brûlure. Ces troubles devraient disparaître en quelques jours.
- Dilatation des capillaires sanguins superficiels : Cela peut provoquer des rougeurs passagères pouvant persister quelques jours. Certains capillaires peuvent également présenter des taches rouges, qui devraient se résorber avec le temps. Si ces symptômes apparaissent, rafraîchissez immédiatement les zones concernées à l'eau froide.

9 Nettoyage

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Débranchez toujours le bloc d'alimentation de l'alimentation électrique avant de nettoyer le produit.

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.

1. Nettoyez le produit avec un chiffon humide. Assurez-vous que le produit ne comporte pas de traces résiduelles de gel à base d'eau.
2. Essayez soigneusement le produit avec un chiffon propre, sec et doux.

FR

10 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.

11 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le produit et le bloc d'alimentation 13 ne sont pas défectueux et que le bloc d'alimentation est branché correctement à une prise de courant. • Assurez-vous que le produit est suffisamment chargé s'il ne fonctionne pas avec le bloc d'alimentation.
Vous ne remarquez aucune sensation de chaleur ni de micro-courant alors que vous utilisez le produit.	<ul style="list-style-type: none"> • Veillez à ce que les électrodes 2 entrent en contact avec votre peau.
L'embout 5/6 ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'embout est bien fixé au produit. Lorsque l'embout est correctement fixé, le voyant de contrôle de la batterie/de l'embout 8 s'allume en vert.
Au moins un voyant de contrôle clignote pendant l'utilisation.	<ul style="list-style-type: none"> • Une erreur est survenue pendant que le produit était en marche. Éteignez le produit et rallumez-le.

12 Données techniques

12.1 Généralités

Modèle :	H2501
Tension nominale :	12 V
Capacité de la batterie :	4 000 mAh (lithium)
Type de batterie :	1 × 4 000 mAh lithium (rechargeable)
Technologie :	Home Tightening™
LED (longueur d'ondes) :	630 nm ± 20 nm
IR (longueur d'ondes) :	780 nm ± 20 nm

RF

Puissance de sortie max. :	20 W
Fréquence de sortie de l'unité principale :	1 MHz \pm 30 %
Fréquence de sortie de l'embout RF :	1 MHz \pm 30 %

Pulsation (embout EMS)

Fréquence :	100 Hz \pm 10 % (mode Lift) ; 2 Hz \pm 10 % (mode Slap)
Tension max. :	10 W

Conditions de transport/de conservation

Température :	de -40 à +70 °C
Humidité relative de l'air :	10–90 %
Pression atmosphérique :	de 500 à 1 060 hPa

Conditions d'utilisation

Température :	de 10 à +35 °C
Humidité relative de l'air :	30–75 %
Pression atmosphérique :	de 700 à 1 060 hPa

Poids

Unité principale :	210 g
Embout RF :	45 g
Embout EMS :	55 g

Dimensions (L \times l \times H)

Unité principale :	175 \times 56 \times 45 mm
Unité principale + embout RF :	189 \times 71 \times 61 mm
Unité principale + embout EMS :	189 \times 71 \times 66 mm

12.2 Bloc d'alimentation

Numéro de modèle :	DZ024CHL120200H
Entrée :	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Sortie :	12,0 V DC ; 2,0 A ; 24,0 W
Classe de protection :	II

Données publiées	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque du fabricant, numéro de registre du commerce et adresse :	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, Chine	
Tension d'entrée :	100–240	V
Fréquence de la tension d'entrée alternative :	50/60	Hz
Courant d'entrée :	0,8	A

Données publiées	Valeur et précision	Unité
Tension de sortie :	12,0	V
Courant de sortie :	2,0	A
Puissance de sortie :	24,0	W
Efficacité active moyenne :	86,2	%
Efficacité à faible charge (10 %) :	76,8	%
Consommation électrique à vide :	0,1	W

13 Élimination

13.1 Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

13.2 Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !

Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.**

Ceci garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

Ne pas jeter les piles et les batteries usagées avec les déchets ménagers !



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et batteries (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses*) à un point de collecte municipal ou à un revendeur afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

Apportez le produit complet (y compris la batterie) à votre point de collecte et assurez-vous que la batterie est déchargée !

* marqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

14 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

I5 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : www.silkn.eu. Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu.

France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : serviceconsommateurfr@silkn.eu

Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : serviceconsommateurbe@silkn.eu

Juridische kennisgeving

NL Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silkn Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silkn Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhoud

1	Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat	55
2	Algemeen	55
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	55
2.2	Verklaring van symbolen	55
3	Veiligheid	56
3.1	Reglementair gebruik	56
3.2	Veiligheidsinstructies	56
3.3	Contra-indicaties	59
4	Product en verpakkingsinhoud controleren	60
5	Producteigenschappen	60
5.1	Diverse opzetstukken	60
5.2	Veiligheidsfuncties	61
6	Laden	61
7	Bediening	61
7.1	Vorbereiding	62
7.2	Gebruik van het product zonder opzetstuk (voor kleinere delen van de huid)	62
7.3	Gebruik van het product met het HF-opzetstuk (voor grotere delen van de huid)	63
7.4	Gebruik van het product met het ESS-opzetstuk	63
7.5	Na het gebruik	64
8	Aanbevelingen voor het gebruik van het product	64
8.1	Toepassingsbereik	64
8.2	Wat u tijdens en na het gebruik kunt verwachten	64
8.3	Gebruiksplan	64
8.4	Mogelijke bijwerkingen	65
9	Reiniging	65
10	Bewaring	65
11	Fouten opsporen	65
12	Technische gegevens	66
12.1	Algemeen	66
12.2	Adapter	67
13	Afvoer	67
13.1	Verpakking afvoeren	67
13.2	Product afvoeren	68
14	Garantie	68
15	Klantenservice	68

I Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

NL

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1 RF platform | 8 Accu-/opzetstuk-controlelampje |
| 2 Elektroden | 9 Bedieningsknop (⏻) |
| 3 Leds (lichtdioden) | 10 Laadaansluiting |
| 4 Nabij-infraroodlampen (IR) | 11 Stekker, 2× |
| 5 RF-opzetstuk | 12 Vrijgavetoets |
| 6 EMS-opzetstuk | 13 Adapter |
| 7 Weergave energieniveau, 4× | 14 Aansluiting |

2 Algemeen

2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit FaceTite MultiPlatform (hierna "product" genoemd). Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken.

Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van de veiligheidsklasse II.



WAARSCHUWING: Gebruik het product niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere met water gevulde reservoirs.



Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).



Gelijkstroom.



Wisselstroom.



De internationale efficiëntieaanduiding staat voor een stroomvoorziening die aan de vereisten van niveau VI voldoet.



Met dit symbool aangeduide producten hebben een positieve polariteit. Ze mogen alleen met producten worden verbonden, die eveneens een positieve polariteit hebben.



Als de adapter beschadigd is of als de pennen zijn gebogen, mag de adapter niet meer worden gebruikt en moet deze worden verwijderd.

ta

Omgevingstemperatuur (adapter).



Het keurmerk bevestigt, dat het product voldoet aan de nationale en internationale normen.

3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het product is ontwikkeld om de huidstructuur te verbeteren, de huid strakker te maken, de vorming van nieuw collageen te stimuleren en de vermindering van zichtbare rimpels te ondersteunen. Het is alleen bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. Het product is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld voor de behandeling van aandoeningen. Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

3.2 Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Sluit het product alleen aan als de netspanning van het stopcontact overeenstemt met de gegevens op het typeplaatje van de adapter.
- Sluit de adapter uitsluitend aan op een goed bereikbaar stopcontact, zodat u deze bij een probleem snel van het stroomnet kunt loskoppelen.
- De meegeleverde adapter mag alleen op het product worden aangesloten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.

- Gebruik het product en de adapter niet als deze beschadigd of defect zijn. Beschadigde of defecte onderdelen moeten door de fabrikant of de klantenservice worden vervangen om risico's te voorkomen.
- Gebruik de adapter niet, als de kabel of stekker ervan beschadigd is, als de adapter niet correct werkt of als de adapter in water werd gedompeld.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke gegevens van het apparaat. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Dompel het product of de adapter niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Plaats het product of de adapter zodanig, dat deze niet in een badkuip of een wastafel kunnen vallen. Deze zijn niet waterdicht.
- Grijp nooit naar het product als het in het water is gevallen. Trek direct de adapter uit het stopcontact, voordat u het product aanraakt. Als u het product niet van het stroomnet loskoppelt, kan dit een elektrische schok veroorzaken.
- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt, wanneer u het reinigt of bij storingen. Koppel de adapter altijd los van het stroomnet wanneer u het product niet oplaadt.
- Raak het product en de adapter nooit aan met natte of vochtige handen.
- Breng geen voorwerpen in de behuizing.
- Trek de adapter niet aan de kabel uit het stopcontact, maar houd altijd de adapter zelf vast. Transporteer, trek of draag het product nooit aan de kabel.
- Houd het product en de adapter weg van open vuur en hete oppervlakken.
- Plaats de kabel zodanig dat men er niet overheen kan struikelen.
- Knik de kabel niet en wikkel deze niet om de adapter. Leg de kabel niet over scherpe randen.
- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.
- Laad het product op bij een temperatuur tussen 10 en 35 °C.

- Gebruik het product niet met een externe tijdschakelaar of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

! WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Het product en alle componenten mogen niet door de volgende personen worden gebruikt: Kinderen, volwassenen met beperkte lichamelijke, sensorische of psychische capaciteiten, personen met een gebrek aan ervaring of kennis inzake de veilige omgang met het product en personen die de met het gebruik van het product gepaard gaande gevaren niet begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de adapter.
- Zorg ervoor dat het product niet onbewaakt achterblijft als het verbonden is met een stopcontact.
- Zorg ervoor dat kinderen niet spelen met de plastic verpakking. Ze kunnen er bij het spelen verstrikt in raken en stikken.
- Gebruik alleen de accessoires die met het product zijn meegeleverd.
- Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu komen - vermijd contact hiermee. Vloeistof uit accu's kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
- Bij contact van huid, oog of slijmvlies met accuvloeistof moet u de betreffende plekken direct met schoon water wassen en spoelen. Raadpleeg eventueel een arts.
- Accu's mogen niet uit elkaar gehaald, kortgesloten of in vuur gegooid worden. Het product bevat een accu die niet vervangen kan worden.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Plaats het product op een goed bereikbaar, effen, droog, hittebestendig en voldoende stabiel oppervlak. Plaats het product niet aan de rand van het oppervlak.
- Het product werd ontwikkeld en getest in overeenstemming met de voor hoge frequenties geldende eisen. Desondanks kunnen elektromagnetische interferenties of andere storingen ontstaan. Het product ergens anders plaatsen kan helpen om storingen te verhelpen.
- Houd het product, de adapter en de accessoires weg van hete oppervlakken.

- Probeer nooit het product te reinigen door het in water onder te dompelen en reinig het niet met een stoomreiniger.
- Laad het product niet op terwijl het op of in de buurt van potentiële brandbare materialen (bijv. matrassen, plafonds of hout) of in de buurt van vloeistoffen staat.

NL

3.3 Contra-indicaties

GEBRUIK HET PRODUCT NIET, ALS

- u een pacemaker, ICD of een ander actief elektronisch implantaat hebt.
- u lijdt aan endocriene ziekten zoals diabetes en schildklierproblemen.
- u momenteel huidkanker, een andere kankersoort of premaligne moedervlekken hebt of heeft gehad
- u in de afgelopen 3 maanden stralings- of chemotherapie hebt gehad of delen van uw huid mogelijk kwaadaardige tumoren hebben.
- uw immuunsysteem vanwege immuunsuppressieve ziekten zoals AIDS of HIV of de inname van immuunsuppressieve medicijnen verzwakt is.
- u in de afgelopen 6 maanden voor gebruik van dit product isotretinoïne (Accutane®) hebt gebruikt.
- u een met lichtgevoeligheid samenhangende ziekte zoals porfyrie, polymorfe lichtdermatose (PLD), urticaria door lichtovergevoeligheid, lupus, etc. hebt.
- u aan epilepsie lijdt.
- u zwanger bent of borstvoeding geeft.

BEHANDEL GEEN DELEN VAN DE HUID, WAAR

- zich permanente implantaten zoals metalen platen en -schroeven (uitzondering: orale implantaten), silicone implantaten of geïnjecteerde vullingen of toxines bevinden.
- zich daar, waar het product wordt toegepast, onlangs opgelopen wonden, eczeem, huiduitslag, open snijwonden, schaafplekken, blessures, psoriasis etc. bevinden.
- uw huid etterig of ontstoken is of waar u in het verleden abnormale groei van littekenweefsel, wondgenezingsstoringen of gevoelige huid had.
- zich piercings of andere metalen voorwerpen (bijv. van titaan) bevinden.
- u in de afgelopen 3 maanden vóór het gebruik van dit product bent geopereerd.

Als binnen de eerste 48 uur na gebruik onverwachte bijwerkingen zoals jeuk ontstaan, moet u een arts raadplegen voordat u het product verder gebruikt.

RAADPLEEG EEN ARTS ALS U

- aan couperose of rosacea lijdt.
- in het verleden in het te behandelen deel aandoeningen zoals herpes simplex had, die door warmte gestimuleerd worden. Mocht dit het geval zijn, kunt u dit product na een overeenkomstige profylactische behandeling desondanks gebruiken.
- in de afgelopen 6 maanden voorgeschreven medicijnen op uw huid hebt gebruikt.
- aan huidziekten, overmatige groei van littekenweefsel of wondgenezingsstoringen lijdt.
- andere medische problemen hebt die volgens uw arts of dermatoloog het veilige gebruik van dit product uitsluiten.

4 Product en verpakkingsinhoud controleren

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.

1. Neem het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

5 Producteigenschappen

5.1 Diverse opzetstukken

Het product beschikt over een RF platform **1**. Het ondersteunt de huidverjonging met behulp van een combinatie van infraroodtechnologie (IR, led-lichttechnologie en bipolaire radiofrequentie-energie (RF).

De volgende opzetstukken voor de verbetering van de huid zijn inbegrepen:

RF-opzetstuk **5**: Deze uitbreiding van het RF platform is optimaal geschikt voor de efficiënte toepassing op grotere delen van de huid (bijv. wang of hals).

EMS-opzetstuk **6**: Deze genereert spierbewegingen met behulp van microstroom, stimuleert de doorbloeding en verhelpt zwellingen. De afkorting EMS staat voor elektrische spierstimulatie. Het opzetstuk is bedoeld voor de efficiëntere toepassing op grotere delen van de huid (bijv. wang of kaak).

5.2 Veiligheidsfuncties

Het product is uitgerust met veiligheidsfuncties, die uw huid beschermen tegen te sterke verwarming.

Temperatuursensor en warmteregelaar: De temperatuursensor registreert de temperatuur van de huid. De warmteregelaar zorgt ervoor dat, afhankelijk van het geselecteerde energieniveau (1–4, tussen 40 en 43 °C), automatisch geen RF-energie meer wordt afgegeven, tot de huid zover is afgekoeld dat er weer energie toegevoerd kan worden. Zo wordt de huid beschermd tegen te sterke verwarming.

Bewegingssensor: Deze zorgt ervoor dat alleen RF-energie wordt afgegeven als het product over de huid wordt bewogen.

Automatische uitschakeling: Het product wordt automatisch uitgeschakeld als het 15 minuten lang met of zonder opzetstuk in gebruik is geweest.

6 Laden

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Laad het product niet op terwijl het op of in de buurt van potentiële brandbare materialen (bijv. matrassen, plafonds of hout) of in de buurt van vloeistoffen staat.

- i** • Laad het product volledig op voorafgaand aan het eerste gebruik en als de accu bijna leeg is.
- Als de accu bijna leeg is, brandt het accu-/opzetstuk-controlelampje oranje tijdens het gebruik. Laad het product op.
- Als u het product langere tijd bewaart, moet regelmatig het accuniveau worden gecontroleerd en het product worden opgeladen.
- Het product kan ook via de op het stroomnet aangesloten adapter worden gebruikt.

1. Steek de aansluiting **14** van de adapter **13** in de laadaansluiting **10** van het product.

2. Sluit een passende stekker **11** (2 of 3 pennen) op de adapter aan.

Steek voor installatie de stekker op de adapter en draai deze in de richting van het vergrendelingsymbool (🔒) tot de stekker wordt vergrendeld.

Om te verwijderen houdt u de vrijgavetoets **12** ingedrukt en draait u de stekker in de richting van het ontgrendelingsymbool (🔓) tot deze van de adapter kan worden verwijderd.

3. Steek de adapter in een stopcontact.

Het opladen wordt automatisch gestart. Het accu-/opzetstuk-controlelampje **8** knippert oranje tijdens het laden en is groen als het opladen beëindigd is.

4. Koppel na het laden de adapter van het stroomnet en trek de aansluiting uit de laadaansluiting van het product.

7 Bediening

- i** • Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het product, zoals beschreven in het hoofdstuk “Reiniging”.
- Lees voor gebruik het hoofdstuk “Aanbevelingen voor gebruik van het product” door.

7.1 Voorbereiding

1. Laad het product voor gebruik helemaal op (zie hoofdstuk "Laden").
U kunt het product ook via de op het stroomnet aangesloten adapter **13** gebruiken.
2. Indien gewenst steekt u het RF-opzetstuk **5** of het EMS-opzetstuk **6** op het RF platform **1**.
Gebruik het RF-opzetstuk voor de efficiëntere toepassing op grotere delen van de huid (bijv. wang of hals).
Gebruik het EMS-opzetstuk om de spieren met behulp van microstroom te stimuleren.
Om het gewenste opzetstuk aan te brengen, drukt u het licht op het RF platform tot het vergrendeld wordt (zie **afb. B**). Zorg ervoor dat de driehoekige markering aan de achterkant van het opzetstuk naar boven is gericht.
Om het opzetstuk te verwijderen, trekt u het voorzichtig eraf tot het van het RF platform loskomt.
3. Uw huid moet schoon en droog zijn. Zorg ervoor dat u al uw sieraden hebt afgedaan.
4. Breng een dunne laag gel op waterbasis op het platform van het product of het opzetstuk aan.
De gel op waterbasis zorgt voor geleidbaarheid en laat het product eenvoudig over de huid glijden. Voor optimaal, veilig en efficiënt gebruik van het product adviseren wij het gebruik van Silk'n Slider Gel.

7.2 Gebruik van het product zonder opzetstuk (voor kleinere delen van de huid)

1. Houd de bedieningsknop (⏻) **9** ingedrukt om het product in te schakelen.
Het product werkt op energieniveau 1. Het controlelampje voor de weergave **7** van het eerste energieniveau gaat branden.
2. Houd het product op uw huid en beweeg het met zachte, massage-achtige bewegingen over de huid.
Let erop dat de elektroden **2** contact met uw huid hebben.
Ook de leds **3** en de nabij-infraroodlampen (IR) **4** zijn geactiveerd.
3. Indien gewenst drukt u de bedieningsknop (⏻) opnieuw in om het energieniveau te wijzigen.
Het product mag bij veranderen van energieniveau geen contact met uw huid hebben. Het product doorloopt de verschillende energieniveaus (1–4) na elkaar. Daarbij branden de betreffende energieniveau-controlelampjes. Als het apparaat op energieniveau 4 werkt en u de bedieningsknop (⏻) opnieuw indrukt, schakelt het product terug naar energieniveau 1.
U zult vaststellen dat met hogere energieniveaus ook de betreffende temperatuur hoger wordt. Tijdens het gebruik kan uw huid licht rood worden. Dit is volledig normaal en is geen reden tot bezorgdheid.
Met het hoogste energieniveau behaalt u de beste resultaten. Belangrijk is echter dat het gebruik met het geselecteerde energieniveau aangenaam voor u is. Mocht dit niet het geval zijn, kiest u een lager energieniveau.
4. Zorg ervoor dat zich tijdens het gebruik altijd voldoende gel op het platform van het product of op het opzetstuk bevindt.
5. Gebruik het product gedurende minimaal 3 minuten op kleine delen van de huid (bijv. de nasolabiale plooi of tussen de wenkbrauwen).

Zorg ervoor dat u het product daarbij niet op één plek van de huid houdt. Beweeg het altijd over het gehele huidoppervlak. U voorkomt daardoor overmatige verhitting van de huid en andere potentiële bijwerkingen.

7.3 Gebruik van het product met het RF-opzetstuk (voor grotere delen van de huid)

1. Houd de bedieningsknop (⏻) 9 ingedrukt om het product in te schakelen. Het product werkt op energieniveau 1. Het controlelampje voor de weergave 7 van het eerste energieniveau gaat branden. Het accu-/opzetstuk-controlelampje 8 wordt groen tijdens het gebruik, om aan te geven dat het opzetstuk correct is aangebracht. Als het opzetstuk niet correct werd aangebracht, knippert dit controlelampje groen. Als dit het geval is, moet u het opzetstuk correct aanbrengen.
2. Houd het product op uw huid en beweeg het met zachte, massage-achtige bewegingen over de huid. Let erop dat de elektroden 2 contact met uw huid hebben. Ook de leds 3 en de nabij-infraroodlampen (IR) 4 zijn geactiveerd.
3. Gebruik het product zoals bij stap 3 en 4 in hoofdstuk 7.2 beschreven.
4. Gebruik het product telkens gedurende minimaal 5 minuten op grotere delen van de huid (bijv. wang of hals).

Zorg ervoor dat u het product daarbij niet op één plek van de huid houdt. Beweeg het altijd over het gehele huidoppervlak. U voorkomt daardoor overmatige verhitting van de huid en andere potentiële bijwerkingen.

7.4 Gebruik van het product met het EMS-opzetstuk

1. Bij stap 1 in hoofdstuk 7.3 staat informatie over hoe u ervoor zorgt dat het EMS-opzetstuk correct wordt aangebracht.
2. Houd het product op uw huid en beweeg het met lineaire bewegingen over de huid. Let erop dat de elektroden 2 contact met uw huid hebben. De leds 3 en nabij-infraroodlampen (IR) 4 zijn bij gebruik van het EMS-opzetstuk niet geactiveerd.
3. Eventueel drukt u de bedieningsknop (⏻) 9 opnieuw in om het energieniveau te wijzigen. Het product mag bij veranderen van energieniveau geen contact met uw huid hebben. Het product doorloopt de verschillende energieniveaus (1–4) na elkaar. Daarbij branden de betreffende energieniveau-controlelampjes. Als het apparaat op energieniveau 4 werkt en u de bedieningsknop (⏻) opnieuw indrukt, schakelt het product terug naar energieniveau 1. U zult merken hoe zwakke elektrische impulsen voor samentrekking van uw gezichtsspieren zorgen. Met het hoogste energieniveau behaalt u de beste resultaten. Belangrijk is echter dat het gebruik met het geselecteerde energieniveau aangenaam voor u is. Mocht dit niet het geval zijn, kiest u een lager energieniveau.
4. Zorg ervoor dat zich tijdens het gebruik altijd voldoende gel op het opzetstuk bevindt.
5. Gebruik het product telkens gedurende minimaal 5 minuten op grotere delen van de huid (bijv. wang of kaak).

Zorg ervoor dat u het product daarbij niet op één plek van de huid houdt. Beweeg het altijd over het gehele huidoppervlak.

7.5 Na het gebruik

1. Houd na het gebruik de bedieningsknop (⏏) 9 ingedrukt om het product uit te schakelen.
Als de adapter 13 in een stopcontact zit, moet u deze uit het stopcontact halen.
2. Verwijder eventuele resten van de gel op waterbasis van uw huid. Spoel uw huid vervolgens met lauwwarm water af.
3. Droog uw huid met een handdoek en breng een gezichts crème aan om de huid te kalmeren en te hydrateren.
4. Reinig het product grondig na gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging").

8 Aanbevelingen voor het gebruik van het product

8.1 Toepassingsbereik

⚠ WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Kijk niet direct in het licht dat door het product wordt afgegeven. Sluit uw ogen als u het product rond uw ogen gebruikt.

Deel van de huid	Doeleinde
Voorhoofd (inclusief deel tussen de wenkbrauwen)	Vermindering van rimpels
Wangen links en rechts (inclusief ogen, maar geen oogleden)	Vermindering van rimpeltjes en volume-opbouw
Hals	Vermindering van rimpels op de hals

8.2 Wat u tijdens en na het gebruik kunt verwachten

- Door de RF-energie ontstaat een merkbare verwarming.
- Bij gebruik van het EMS-opzetstuk 6 voelt u een lichte kriebeling door de elektrische stroom.
- Na gebruik kan er lichte roodheid of zwelling ontstaan. Dit moet binnen enkele uren, of hooguit binnen een dag, verdwijnen.

8.3 Gebruiksplan

- Begin het gebruik altijd met energieniveau 1 en verhoog het energieniveau stapsgewijs, zolang u het gebruik nog als aangenaam ervaart.
- Gebruik het product telkens gedurende minimaal 5 minuten op grotere delen van de huid (bijv. wang of hals) of gedurende minimaal 3 minuten op kleinere delen van de huid (bijv. nasolabiale plooi of tussen de wenkbrauwen).
- Gebruik het product gedurende 10 weken twee keer per week. De eerste zichtbare resultaten zijn na 5 weken of na 10 sessies waarneembaar.
- Gebruik het product vervolgens een keer per 2 weken om de resultaten te behouden.
- Om langdurig resultaat te krijgen, is het belangrijk om het product regelmatig te gebruiken.

8.4 Mogelijke bijwerkingen

Om bijwerkingen te voorkomen, moet u altijd de instructies volgen en alle waarschuwingen en contra-indicaties in acht nemen. Raadpleeg uw arts als u telkens klachten hebt zoals pijn, roodheid, zwellingen of een brandend gevoel, etc.

De volgende bijwerkingen zijn weliswaar zeldzaam, maar kunnen echter optreden:

- Overmatig oedeem (zwellingen) en erytheem (roodheid): Indien dit ontstaat, moet u het betreffende deel minimaal 10 minuten lang met een koude, vochtige doek koelen en vervolgens een crème tegen brandwonden aanbrengen. Binnen enkele dagen moeten de klachten afnemen.
- Verwijding van de haarvaten: Dit kan leiden tot tijdelijke roodheid die enkele dagen aanhoudt. Enkele haarvaten kunnen ook rode vlekken veroorzaken die na verloop van tijd moeten verdwijnen. Indien dit ontstaat, moet u de betreffende delen direct met koud water koelen.

9 Reiniging

WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Koppel de adapter altijd los van het stroomnet voordat u het product reinigt.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing belanden.
 - Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen, en ook geen scherpe of metaalachtige reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.
1. Reinig het product met een vochtige doek. Zorg ervoor dat het product vrij is van resten van de gel op waterbasis.
 2. Droog het product grondig met een schone, droge, zachte doek.

10 Bewaring

Voor het opbergen moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Bewaar het product op een schone en droge plaats waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Bewaar het product zodanig dat het onbereikbaar is voor kinderen.

11 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat noch het product zelf noch de adapter 13 defect zijn en dat de adapter correct op een stopcontact is aangesloten. • Zorg ervoor dat het product voldoende opgeladen is als het niet via de adapter wordt gebruikt.
Tijdens het gebruik is geen warmte of microstroom waarneembaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Let erop dat de elektroden 2 contact met uw huid hebben.
Het opzetstuk 5 / 6 werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat het opzetstuk correct op het product is aangebracht. Bij correcte aanbrenging van het opzetstuk is het accu-/opzetstuk-controlelampje 8 groen.
Minimaal een controlelampje knippert tijdens het gebruik.	<ul style="list-style-type: none"> • Tijdens het gebruik is een storing ontstaan. Schakel het product uit en weer in.

12 Technische gegevens

12.1 Algemeen

Model:	H250I
Nominale spanning:	12 V
Accuvermogen:	4 000 mAh lithium
Accutype:	1 × 4 000 mAh lithium (oplaadbaar)
Technologie:	Home Tightening™
Leds (golflengte):	630 nm ± 20 nm
IR (golflengte):	780 nm ± 20 nm
RF	
Max. uitgangsvermogen:	20 W
Uitgangsfrequentie van de hoofdunit:	1 MHz ± 30 %
Uitgangsfrequentie van het RF-opzetstuk:	1 MHz ± 30 %
Puls (ESS-opzetstuk)	
Frequentie:	100 Hz ± 10 % (Lift-modus); 2 Hz ± 10 % (Slap-modus)
Max. spanning:	10 W
Transport-/opslagomstandigheden	
Temperatuur:	-40 tot +70 °C
Relatieve vochtigheid:	10–90 %
Atmosferische druk:	500–1 060 hPa
Gebruiksomstandigheden	
Temperatuur:	10 tot +35 °C
Relatieve vochtigheid:	30–75 %
Atmosferische druk:	700–1 060 hPa

Gewicht

Hoofddunit:	210 g
RF-opzetstuk:	45 g
ESS-opzetstuk:	55 g

Afmetingen (L × B × H)

Hoofddunit:	175 × 56 × 45 mm
Hoofddunit + RF-opzetstuk:	189 × 71 × 61 mm
Hoofddunit + ESS-opzetstuk:	189 × 71 × 66 mm

12.2 Adapter

Modelnummer:	DZ024CHLI 20200H
Ingang:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Uitgang:	12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
Veiligheidsklasse:	II

Gepubliceerde gegevens	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
Naam of merk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, China	
Ingangsspanning:	100–240	V
Ingangswisselstroom-frequentie:	50/60	Hz
Ingangsstroom:	0,8	A
Uitgangsspanning:	12,0	V
Uitgangsstroom:	2,0	A
Uitgangsvermogen:	24,0	W
Gemiddelde werkingsgraad tijdens gebruik:	86,2	%
Werkingsgraad bij geringe last (10 %):	76,8	%
Stroomverbruik bij nullast:	0,1	W

13 Afvoer

13.1 Verpakking afvoeren



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

13.2 Product afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u dit volgens de in uw land geldende regelingen af te voeren**. Zo wordt gegarandeerd dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, onafhankelijk of deze gevaarlijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt van uw gemeente/stadsdeel of bij een handelaar, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.

Breng het volledige product (inclusief accu) naar uw verzamelpunt en zorg dat de accu leeg is!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

14 Garantie

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is steeds bereid u te helpen!

15 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: www.silkn.eu. Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu.

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: klantenservicenl@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

Email: serviceconsommateurbe@silkn.eu

Derechos de autor 2023 © Silkn Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

Aviso legal

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silkn Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silkn Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Índice

1	Volumen de suministro/partes del equipo	71
2	Información general	71
2.1	Leer y guardar este manual del usuario	71
2.2	Explicación de símbolos	71
3	Seguridad	72
3.1	Uso apropiado	72
3.2	Indicaciones de seguridad	72
3.3	Contraindicaciones	75
4	Comprobación del producto y del volumen de suministro	76
5	Características del producto	76
5.1	Diversos accesorios	76
5.2	Funciones de seguridad	77
6	Carga	77
7	Manejo	77
7.1	Preparación	78
7.2	Uso del producto sin accesorio (para zonas pequeñas)	78
7.3	Uso del producto con el accesorio de radiofrecuencia (para zonas grandes)	79
7.4	Uso del producto con el accesorio EMS	79
7.5	Tras el uso	80
8	Recomendaciones sobre el uso del producto	80
8.1	Ámbito de aplicación	80
8.2	Lo que puede esperar durante y después de la aplicación	80
8.3	Plan de aplicación	80
8.4	Posibles efectos secundarios	81
9	Limpieza	81
10	Almacenamiento	81
11	Búsqueda de fallos	81
12	Datos técnicos	82
12.1	Generalidades	82
12.2	Fuente de alimentación	83
13	Eliminación	83
13.1	Eliminación del embalaje	83
13.2	Eliminación del producto	84
14	Garantía	84
15	Atención al cliente	84

I Volumen de suministro/partes del equipo

- | | |
|---|--|
| 1 Zona de aplicación de radiofrecuencia | 8 Luz de control de la batería/accesorio |
| 2 Electrodo | 9 Botón encendido (⏻) |
| 3 Ledes (diodos emisores de luz) | 10 Puerto de carga |
| 4 Luces de infrarrojo cercano (IR) | 11 Adaptador de red, 2× |
| 5 Accesorio de radiofrecuencia | 12 Botón de desbloqueo |
| 6 Accesorio EMS | 13 Fuente de alimentación |
| 7 Indicador de niveles de energía, 4× | 14 Toma de red |

2 Información general

2.1 Leer y guardar este manual del usuario



El presente manual del usuario pertenece a esta FaceTite MultiPlatform (en adelante, el “producto”). Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el uso.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea y Reino Unido. Cuando se utilice en territorio extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.

¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.



Lea el manual del usuario.



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Este símbolo identifica equipos eléctricos del grado de protección II.



ADVERTENCIA: No use el producto cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes llenos de agua.



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



Corriente continua.



Corriente alterna.



La marca de eficiencia internacional indica que la red eléctrica cumple con los requisitos del nivel VI.



Los productos marcados con este símbolo tienen una polaridad positiva. Solo se pueden conectar con productos con una polaridad también positiva.



Interrumpa el uso de la fuente de alimentación y deséchela si está dañada o si las clavijas se han doblado.

ta

Temperatura ambiente (fuente de alimentación).



El sello de homologación confirma que el producto reúne los requisitos de las normas nacionales e internacionales.

3 Seguridad

3.1 Uso apropiado

El producto se ha desarrollado para mejorar el aspecto de la piel, proporcionar un efecto reafirmante, fomentar la formación de nuevo colágeno y contribuir a reducir las arrugas visibles. Solo está concebido para uso particular y no para el ámbito industrial. El producto no es un equipo médico y no está indicado para tratar afecciones médicas. Utilice el producto únicamente en la forma que se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

3.2 Indicaciones de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Conecte el producto únicamente si la tensión de red de la toma de corriente coincide con los datos de la placa de características de la fuente de alimentación.
- Conecte la fuente de alimentación únicamente a una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectarse rápidamente de la red eléctrica ante un problema.
- La fuente de alimentación suministrada debe conectarse exclusivamente al producto. No lo utilice para ningún otro fin.
- No utilice el producto ni la fuente de alimentación si están dañados o defectuosos. Las piezas dañadas o defectuosas las deberá sustituir el fabricante o el servicio de atención al cliente para evitar riesgos.

- No utilice la fuente de alimentación si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona como es debido o si se ha sumergido en agua.
- No abra la carcasa y deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con el servicio de atención al cliente. Si se realizan reparaciones en forma independiente, se conecta en forma inadecuada o se utiliza incorrectamente, se perderá todo derecho a garantía.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
- No sumerja el producto o la fuente de alimentación en agua o en otros líquidos.
- No coloque el producto o la fuente de alimentación de forma que pueda caerse en la bañera o en el lavabo. No son impermeables.
- No agarre el producto si se ha caído al agua. Extraiga de inmediato la fuente de alimentación del enchufe antes de tocar el producto. Si no desconecta el producto de la alimentación, se puede producir una descarga eléctrica.
- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre la fuente de alimentación de la corriente cuando no esté cargando el producto.
- No toque nunca el producto y la fuente de alimentación con las manos mojadas o húmedas.
- No meta objetos en la carcasa.
- No saque nunca la fuente de alimentación de la toma de corriente tirando del cable, sino agarre siempre la fuente de alimentación. Nunca transporte, tire o lleve el producto por el cable.
- Mantenga el producto y la fuente de alimentación lejos de fuego abierto y superficies calientes.
- Tienda el cable de forma que no pueda provocar tropiezos.
- No doble el cable ni lo enrolle alrededor de la fuente de alimentación. No tienda el cable sobre bordes afilados.
- Utilice el producto únicamente en interiores.
- Cargue el producto únicamente a una temperatura de entre 10 y 35 °C.
- No utilice el producto con un temporizador externo o un sistema de control remoto por separado.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Las siguientes personas no pueden usar el producto ni ninguno de los componentes: Niños, adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, personas sin experiencia o conocimientos sobre cómo utilizar el producto con seguridad y personas que no son conscientes de los peligros inherentes al uso del producto.
- Los niños no pueden jugar con el producto. La limpieza del equipo y el mantenimiento de usuario no deben realizarse por niños desatendidos.
- Mantenga a los niños alejados del producto y de la fuente de alimentación.
- Nunca deje el producto desatendido mientras esté conectado a una toma de corriente.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el embalaje de plástico. Si no, es posible que se enreden en la misma y se asfixien.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados con el producto.
- En caso de un uso inadecuado pueden producirse fugas del líquido de la batería; evite el contacto con el mismo. El líquido que pudiera fugarse de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras químicas.
- En caso de que el líquido de la batería entrase en contacto con la piel, los ojos o las mucosas, lave y enjuague la zona afectada inmediatamente con agua limpia. Si fuera necesario, busque atención médica.
- Las baterías no deben desmontarse, cortocircuitarse ni arrojarse al fuego. El producto contiene una batería que no puede reemplazarse.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Coloque el producto sobre una superficie de fácil acceso, plana, seca, resistente al calor y con estabilidad adecuada. No deposite el producto en el borde de una superficie.
- El producto se ha desarrollado y probado según los requisitos aplicables a las radiofrecuencias. Sin embargo, se pueden producir interferencias electromagnéticas u otras distorsiones. Cambiar la ubicación del producto puede ayudar a eliminar las distorsiones.
- Mantenga alejados el producto, la fuente de alimentación y los accesorios de superficies calientes.
- No intente nunca limpiar el producto sumergiéndolo en agua, ni con un limpiador de vapor.

- No cargue el equipo sobre o cerca de materiales que puedan inflamarse (como colchones, mantas o madera) o cerca de líquidos.

3.3 Contraindicaciones

NO UTILICE EL PRODUCTO SI...

ES

- tiene un marcapasos, un desfibrilador implantado u otro implante electrónico activo.
- padece alteraciones endocrinas poco controladas, como diabetes y problemas de tiroides.
- Padece o ha padecido cáncer de piel, otro tipo de cáncer o lunares premalignos.
- ha recibido radioterapia o quimioterapia en los últimos 3 meses o presenta tumores potencialmente malignos en determinadas zonas de la piel.
- Su sistema inmune está debilitado por enfermedades de inmunodeficiencia como el sida o el VIH o por tomar fármacos inmunosupresores.
- ha utilizado isotretinoína (Accutane®) en los últimos 6 meses antes de utilizar este producto.
- padece una enfermedad asociada a la fotosensibilidad, como porfiria, dermatosis polimorfa lumínica (PLD), foturticaria, lupus, etc.
- sufre epilepsia.
- está embarazada o en periodo de lactancia.

NO TRATE ZONAS CON

- implantes permanentes como placas y tornillos metálicos (excepción: implantes orales), implantes de silicona o rellenos inyectados o toxinas.
- heridas, eczemas, erupciones, cortes abiertos, abrasiones, lesiones, psoriasis, etc. en el lugar donde se aplica el producto.
- la piel presenta úlceras o inflamación o si se han producido cicatrices, problemas de cicatrización o sensibilidad cutánea.
- tiene piercings u otros objetos metálicos (por ejemplo, de titanio).
- le han operado en los últimos 3 meses antes de utilizar este producto.

Antes de seguir utilizando el producto, consulte al médico si surgen efectos secundarios inesperados, como escozor cutáneo, en las primeras 48 horas de uso.

PÓNGASE EN CONTACTO INMEDIATAMENTE CON SU MÉDICO SI...

- padece cuperosis o rosácea.
- ha tenido enfermedades estimuladas por el calor, como el herpes simple, en la zona del tratamiento. Si es así, puede seguir utilizando el producto tras un tratamiento profiláctico adecuado.
- ha aplicado en la piel medicamentos recetados por un médico en los últimos 6 meses.
- padece enfermedades cutáneas, cicatrices o alteraciones de cicatrización de heridas.
- tiene otros problemas médicos que, en opinión de su médico o dermatólogo, imposibilitan el uso seguro de este producto.

4 Comprobación del producto y del volumen de suministro

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.

1. Saque el producto del embalaje.
2. Asegúrese de que el suministro esté completo (véase la **fig. A**).
3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

5 Características del producto

5.1 Diversos accesorios

El producto dispone de una zona de aplicación de radiofrecuencia **1B**. Apoya el rejuvenecimiento de la piel con una combinación de tecnología de infrarrojos (IR), tecnología de luz led y energía de radiofrecuencia (RF) bipolar.

Los siguientes accesorios están incluidos para mejorar el aspecto de la piel:

Accesorio de radiofrecuencia 15: Esta ampliación de la zona de aplicación de radiofrecuencia es ideal para la aplicación eficaz de zonas más amplias (como las mejillas o el cuello).

Accesorio EMS 6: Genera movimientos musculares, promueve la circulación sanguínea y elimina la hinchazón mediante microcorrientes. EMS hace referencia a la estimulación muscular eléctrica, por sus siglas en inglés. El accesorio se utiliza para una aplicación más eficiente en zonas grandes (como las mejillas o la mandíbula).

5.2 Funciones de seguridad

El producto está equipado con funciones de seguridad que protegen la piel de un exceso de calor.

Sensor de temperatura y controlador térmico: El sensor de temperatura detecta la temperatura de la piel. El regulador térmico garantiza que, en función del nivel de energía seleccionado (1–4, entre 40 y 43 °C), no se emita automáticamente más energía de radiofrecuencia hasta que la piel se haya enfriado lo suficiente como para volver a administrar energía. Así, la piel se protege de un calentamiento excesivo.


Sensor de movimiento: Asegura que se emita energía de radiofrecuencia únicamente cuando el producto se pasa por la piel.









Apagado automático: El producto se apaga automáticamente después de 15 minutos con o sin el accesorio.

6 Carga


¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No cargue el equipo sobre o cerca de materiales que puedan inflamarse (como colchones, mantas o madera) o cerca de líquidos.

-  • Cargue completamente el producto antes del primer uso y cuando la batería esté baja.
- En caso de batería baja, la luz de control de la batería/accesorio se ilumina en naranja durante el funcionamiento. Cargue el producto.
- Si el producto se almacena durante mucho tiempo, debe comprobarse el nivel de carga de la batería y cargarse regularmente.
- También puede operar el producto a través de la fuente de alimentación conectada a la corriente.

1. Conecte la toma de red  de la fuente de alimentación  al puerto de carga  del producto.
2. Conecte un adaptador de red  adecuado (2 o 3 clavijas) a la fuente de alimentación. Para la instalación, conecte el adaptador de red en la fuente de alimentación y gírela en el sentido del símbolo de bloqueo  hasta que encaje. Para quitarla, mantenga el botón de desbloqueo  presionado y gire el adaptador de red en dirección al símbolo de desbloqueo  hasta que se pueda quitar de la fuente de alimentación.
3. Introduzca la fuente de alimentación en una toma de corriente. El proceso de carga se inicia automáticamente. La luz de control  de la batería/accesorio parpadea en naranja durante la carga y se enciende en verde cuando ha finalizado.
4. Después de la carga, desconecte la fuente de alimentación de la corriente y extraiga la clavija del conector del puerto de carga del producto.

7 Manejo

-  • Antes del primer uso, limpie todos los componentes del producto como se describe en el capítulo "Limpieza".
- Antes del uso, lea el capítulo "Recomendaciones sobre el uso del producto".

7.1 Preparación

1. Cargue por completo el producto antes de utilizarlo (consulte el capítulo "Carga").
También puede operar el producto a través de la fuente de alimentación **13** conectada a la corriente.
2. Si lo desea, conecte el accesorio de radiofrecuencia **5** o el accesorio EMS **6** en la zona de aplicación de radiofrecuencia **11**.
Utilice el accesorio de radiofrecuencia para una aplicación más eficaz en zonas de mayor tamaño (como las mejillas o el cuello).
Utilice el accesorio EMS para estimular la musculatura con ayuda de microcorriente.
Para fijar el accesorio deseado, presiónelo ligeramente sobre la zona de aplicación de radiofrecuencia hasta que encaje en el lugar (véase la **fig. B**). Asegúrese de que la marca triangular de la parte posterior del accesorio apunte hacia arriba.
Para quitar el accesorio, sáquelo tirando suavemente hasta que se separe de la zona de aplicación de radiofrecuencia.
3. La piel tiene que estar limpia y seca. Asegúrese de quitarse todas las joyas.
4. Aplique una fina capa de gel de base acuosa en la superficie de aplicación del producto o accesorio.
El gel de base acuosa garantiza una buena conductividad y permite que el producto deslice fácilmente sobre la piel. Para un uso óptimo, seguro y eficiente del producto, recomendamos el uso del gel Silk'n Slider.

7.2 Uso del producto sin accesorio (para zonas pequeñas)

1. Mantenga presionado el botón encendido (**⏻**) **9** para encender el producto.
El producto se alimenta con el nivel de energía 1. La luz de control del primer indicador de nivel de energía **7** se enciende.
2. Mantenga el producto contra la piel y desplácelo con movimientos suaves, a modo de masaje.
Asegúrese de que los electrodos **2** entren en contacto con la piel.
Los ledes **3** y las luces de infrarrojo cercano (IR) **4** también están en funcionamiento.
3. Si lo desea, pulse de nuevo el botón encendido (**⏻**) para modificar el nivel de energía.
El producto no puede estar en contacto con la piel al cambiar de nivel de energía.
El producto atraviesa los diferentes niveles de energía (1–4). Se van iluminando las correspondientes luces de control del nivel de energía. Si el equipo está funcionando en el nivel de energía 4 y vuelve a pulsar el botón encendido (**⏻**), el producto vuelve al nivel de energía 1.
Tal y como notará, a mayor energía, también aumenta la temperatura correspondiente. Durante la aplicación, la piel puede enrojecer ligeramente. Esto es totalmente normal y no supone razón alguna para alarmarse.
Conseguirá los mejores resultados con el máximo nivel de energía. No obstante, es importante que le resulte agradable la aplicación al nivel de energía seleccionado. Si no es así, elija un nivel de energía inferior.
4. Durante la aplicación, asegúrese de que haya siempre suficiente gel en la superficie de aplicación del producto o en el accesorio.

5. Aplique el producto en pequeñas zonas (como las arrugas nasolabiales o el entrecejo) durante al menos 3 minutos seguidos.

No sostenga el producto contra una sola zona de la piel. Muévelo siempre por toda la zona. Así evitará un calentamiento excesivo de la piel y otros posibles efectos secundarios.

ES

7.3 Uso del producto con el accesorio de radiofrecuencia (para zonas grandes)

1. Mantenga presionado el botón encendido (⏻) 9 para encender el producto. El producto se alimenta con el nivel de energía 1. La luz de control del primer indicador de nivel de energía 7 se enciende.

La luz de control de la batería/accesorio 8 se ilumina en verde durante el uso para indicar que el accesorio se ha acoplado de manera adecuada. Si el accesorio no se ha colocado correctamente, la luz de control parpadea en verde. En tal caso, coloque el accesorio correctamente.

2. Mantenga el producto contra la piel y desplácelo con movimientos suaves, a modo de masaje. Asegúrese de que los electrodos 2 entren en contacto con la piel. Los ledes 3 y las luces de infrarrojo cercano (IR) 4 también están en funcionamiento.
3. Utilice el producto tal y como se describe en los pasos 3 y 4 del capítulo 7.2.
4. Utilice el producto en las zonas más grandes (como las mejillas o el cuello) durante al menos 5 minutos seguidos.

No sostenga el producto contra una sola zona de la piel. Muévelo siempre por toda la zona. Así evitará un calentamiento excesivo de la piel y otros posibles efectos secundarios.

7.4 Uso del producto con el accesorio EMS

1. En el paso 1 del capítulo 7.3 encontrará información sobre cómo asegurarse de que el accesorio EMS se ha instalado correctamente.
2. Mantenga el producto contra la piel y desplácelo con movimientos lineales. Asegúrese de que los electrodos 2 entren en contacto con la piel.

Los ledes 3 y las luces de infrarrojo cercano (IR) 4 no están operativas cuando con el accesorio EMS.

3. En caso necesario, pulse de nuevo el botón encendido (⏻) 9 para modificar el nivel de energía.

El producto no puede estar en contacto con la piel al cambiar de nivel de energía.

El producto atraviesa los diferentes niveles de energía (1-4). Se van iluminando las correspondientes luces de control del nivel de energía. Si el equipo está funcionando en el nivel de energía 4 y vuelve a pulsar el botón encendido (⏻), el producto vuelve al nivel de energía 1.

Notará cómo los débiles impulsos eléctricos provocan la contracción de los músculos faciales.

Conseguirá los mejores resultados con el máximo nivel de energía. No obstante, es importante que le resulte agradable la aplicación al nivel de energía seleccionado. Si no es así, elija un nivel de energía inferior.

4. Durante la aplicación, asegúrese de que haya siempre suficiente gel en el accesorio.
5. Utilice el producto en las zonas más grandes (como las mejillas o la mandíbula) durante al menos 5 minutos seguidos.

No sostenga el producto contra una sola zona de la piel. Muévelo siempre por toda la zona.

7.5 Tras el uso

1. Presione el botón encendido (⏻) **9** después del uso para apagar el producto. Si está enchufado, desconecte la fuente de alimentación **13** de la corriente.
2. Elimine cualquier residuo del gel de base acuosa de la piel. A continuación, enjuague la piel con agua tibia.
3. Seque la piel con una toalla y aplique una crema facial para calmarla e hidratarla.
4. Limpie bien el producto después de cada uso (véase el capítulo "Limpieza").

ES

8 Recomendaciones sobre el uso del producto

8.1 Ámbito de aplicación

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- No mire directamente a la luz emitida por el producto. Cierre los ojos al aplicar el producto en la zona ocular.

Zona	Finalidad
Frente (incluido el entrecejo)	Reducción de arrugas
Mejilla izquierda y derecha (incluida la zona de los ojos, excepto los párpados)	Reducción de arrugas y aumento de volumen
Cuello	Reducción de arrugas del cuello

8.2 Lo que puede esperar durante y después de la aplicación

- La energía de radiofrecuencia genera un calentamiento notable.
- Al utilizar el accesorio EMS **6** sentirá una ligera sensación de hormigueo provocada por la corriente eléctrica.
- Tras la aplicación puede producirse un ligero enrojecimiento o hinchazón. Deberían desaparecer en un par de horas o, como máximo, en un día.

8.3 Plan de aplicación

- Empiece siempre la aplicación con el nivel de energía 1 y aumente poco a poco el nivel de energía mientras la aplicación continúe resultándole agradable.
- Utilice el producto en las zonas más grandes (como las mejillas o el cuello) durante al menos 5 minutos seguidos o en zonas más pequeñas (como las arrugas nasolabiales o el entrecejo) durante al menos 3 minutos seguidos.
- Aplique el producto dos veces a la semana durante 10 semanas. Los primeros resultados visibles se observan después de 5 semanas o 10 sesiones.
- Posteriormente, aplique el producto una vez cada 2 semanas para preservar los resultados.
- Para que los resultados sean duraderos, es importante emplear el producto con frecuencia.

8.4 Posibles efectos secundarios

Para evitar efectos secundarios, siga siempre las instrucciones y tenga en cuenta todas las advertencias y contraindicaciones. Consulte a su médico si presenta molestias persistentes como dolor, enrojecimiento, inflamación o ardor, etc.

Los siguientes efectos secundarios son infrecuentes, pero pueden presentarse:

- Edema (hinchazón) y eritema (enrojecimiento): Si se da el caso, enfríe la zona afectada por lo menos durante 10 minutos con un paño húmedo y frío y aplíquese a continuación una crema antiquemaduras. En unos pocos días deberían remitir los síntomas.
- Dilatación de los capilares sanguíneos superficiales: Esto puede provocar un enrojecimiento temporal que se prolongue unos días. Algunos de los capilares también pueden presentar manchas rojas, que deberían disminuir con el tiempo. Si aparecen, enfríe de inmediato las zonas afectadas con agua fría.

9 Limpieza

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Desconecte siempre la fuente de alimentación de la corriente antes de limpiar el producto.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. Cerciórese de que no entre agua ni otros líquidos en la carcasa.
- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal o nylon ni objetos de limpieza afilados o metálicos, como cuchillos, espátulas duras y similares.

1. Limpie el producto con un paño húmedo. Asegúrese de que el producto no contenga restos del gel de base acuosa.
2. Seque por completo el producto con un paño limpio, seco y suave.

10 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños.

11 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el producto o la fuente de alimentación (13) no estén dañados y de que el cable de alimentación esté correctamente conectado a una toma de corriente. • Asegúrese de que el producto esté suficientemente cargado si no se opera a través del adaptador de red.
Durante el uso no se aprecia calor ni microcorriente.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los electrodos (2) entren en contacto con la piel.
El accesorio (5)/(6) no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el accesorio se ha fijado correctamente en el producto. Cuando el accesorio está bien colocado, la luz de control de la batería/accesorio (8) se ilumina en verde.
Al menos una luz de control parpadea durante el uso.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el uso se ha producido un error. Apague y vuelva a encender el producto.

12 Datos técnicos

12.1 Generalidades

Modelo:	H2501
Tensión nominal:	12 V
Capacidad de la batería:	4 000 mAh litio
Tipo de batería:	1 × 4 000 mAh litio (recargable)
Tecnología:	Home Tightening™
Ledes (longitud de onda):	630 nm ± 20 nm
IR (longitud de onda):	780 nm ± 20 nm
Radiofrecuencia	
Potencia máx. de emisión:	20 W
Frecuencia de salida de la unidad principal:	1 MHz ± 30 %
Frecuencia de salida del accesorio de radiofrecuencia:	1 MHz ± 30 %
Pulso (accesorio EMS)	
Frecuencia:	100 Hz ± 10% (modo Lift); 2 Hz ± 10% (modo Slap)
Tensión máx.:	10 W
Condiciones de transporte/almacenamiento	
Temperatura:	de -40 a +70 °C
Humedad relativa del aire:	10–90 %
Presión atmosférica:	500–1 060 hPa
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura:	de 10 a 35 °C
Humedad relativa del aire:	30–75 %
Presión atmosférica:	700–1 060 hPa

Peso

Unidad principal:	210 g
Accesorio de radiofrecuencia:	45 g
Accesorio EMS:	55 g

Dimensiones (largo × ancho × profundo)

Unidad principal:	175 × 56 × 45 mm
Unidad principal + accesorio de radiofrecuencia:	189 × 71 × 61 mm
Unidad principal + accesorio EMS:	189 × 71 × 66 mm

ES

12.2 Fuente de alimentación

Número de modelo:	DZ024CHL120200H
Entrada:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Salida:	12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
Grado de protección:	II

Datos publicados	Valor y precisión	Unidad
Nombre o marca del fabricante, número de registro mercantil y dirección:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, China	
Tensión de entrada:	100–240	V
Frecuencia de corriente alterna de entrada:	50/60	Hz
Corriente de entrada:	0,8	A
Tensión de salida:	12,0	V
Corriente de salida:	2,0	A
Potencia de salida:	24,0	W
Eficacia media en funcionamiento:	86,2	%
Eficacia media con poca carga (10 %):	76,8	%
Consumo eléctrico con carga nula:	0,1	W

13 Eliminación

13.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

13.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida separada de materiales.)



¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región**. Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

ES

¡Las baterías y las pilas no se pueden tirar a la basura doméstica!



Como consumidor final, usted está legalmente obligado a entregar todas las pilas y baterías, independientemente de que contengan o no sustancias peligrosas*, en un punto de recogida del municipio o del distrito municipal o en un distribuidor para que puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente.

¡Lleve el producto completo (incluida la batería) a su punto de recogida y asegúrese de que la batería está descargada!

*indicadas mediante: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

14 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

15 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: www.silkn.eu. Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu.

Número de servicio: 900 823 302

Email: servicioalcliente@silkn.eu

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Tutti i diritti riservati.

Avvertenze legali

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silk'n Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silk'n Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Indice

1	Dotazione/parti dell'apparecchio	87
2	Informazioni generali	87
2.1	Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	87
2.2	Spiegazione dei simboli	87
3	Sicurezza	88
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	88
3.2	Avvertenze di sicurezza	88
3.3	Controindicazioni	91
4	Controllo del prodotto e della dotazione	92
5	Caratteristiche del prodotto	92
5.1	Accessori	92
5.2	Funzioni di sicurezza	92
6	Ricarica	93
7	Utilizzo	93
7.1	Preparazione	93
7.2	Uso del prodotto senza accessorio (per le aree più piccole)	94
7.3	Utilizzo del prodotto con l'accessorio RF (per aree più estese)	94
7.4	Utilizzo del prodotto con l'accessorio EMS	95
7.5	Dopo l'uso	95
8	Raccomandazioni sull'utilizzo del prodotto	96
8.1	Campo di applicazione	96
8.2	Cosa ci si può aspettare durante e dopo l'applicazione	96
8.3	Piano di applicazione	96
8.4	Possibili effetti collaterali	96
9	Pulizia	97
10	Conservazione	97
11	Ricerca anomalie	97
12	Dati tecnici	98
12.1	Dati generali	98
12.2	Alimentatore	98
13	Smaltimento	99
13.1	Smaltimento dell'imballaggio	99
13.2	Smaltimento del prodotto	99
14	Garanzia	100
15	Servizio di assistenza clienti	100

I Dotazione/parti dell'apparecchio

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Area di applicazione RF | 8 Spia della batteria/accessorio |
| 2 Elettrodi | 9 Tasto di regolazione (⏻) |
| 3 LED (diodi luminosi) | 10 Connettore di ricarica |
| 4 Lampade a infrarossi a distanza ravvicinata (IR) | 11 Spina di rete, 2× |
| 5 Accessorio RF | 12 Tasto di sgancio |
| 6 Accessorio EMS | 13 Alimentatore |
| 7 Indicatore del livello di energia, 4× | 14 Presa di collegamento |

IT

2 Informazioni generali

2.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di FaceTite MultiPlatform (di seguito denominato "prodotto"). Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per un uso successivo. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per la manipolazione e l'uso.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Questo simbolo indica apparecchi elettrici di classe di protezione II.



AVVERTIMENTO: Non usare il prodotto nei pressi di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori pieni d'acqua.



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).



Corrente continua.



Corrente alternata.



Il marchio internazionale di efficienza indica che l'alimentazione soddisfa i requisiti del livello VI.

IT



I prodotti contrassegnati da questo simbolo hanno una polarità positiva. Possono essere collegati solo a prodotti che hanno anch'essi polarità positiva.



Sospendere l'uso dell'alimentatore e smaltirlo se è danneggiato o se i pin sono piegati.

ta

Temperatura ambiente (alimentatore).



Il marchio di controllo conferma che il prodotto è conforme agli standard nazionali e internazionali.

3 Sicurezza

3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è stato ideato al fine di migliorare l'aspetto della pelle, fornire un effetto rassodante, stimolare la formazione di nuovo collagene e contribuire a ridurre le rughe visibili. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale. Il prodotto non è un dispositivo medico e non è destinato al trattamento di malattie. Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

3.2 Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati della targhetta dell'alimentatore.
- Collegare l'alimentatore solo a una presa di corrente facilmente accessibile, in modo da poterlo staccare rapidamente dalla rete elettrica in caso di malfunzionamento.
- L'alimentatore in dotazione deve essere collegato solo al prodotto. Non utilizzarlo per altri scopi.
- Non utilizzare il prodotto e l'alimentatore se sono danneggiati o difettosi. Le parti danneggiate o difettose devono essere sostituite dal produttore o dal servizio clienti per evitare rischi.
- Non utilizzare l'alimentatore se il cavo o la spina sono danneggiati,

se non funzionano correttamente o se sono stati immersi nell'acqua.

- Non aprire il corpo esterno dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato. Rivolgersi all'assistenza post-vendita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
- Non immergere il prodotto o l'alimentatore in acqua o altri liquidi.
- Non collocare mai il prodotto o l'alimentatore in una posizione da cui possano cadere in una vasca o in un lavandino. Non sono a tenuta stagna.
- Non toccare mai con le mani il prodotto caduto in acqua. Scollegare immediatamente l'alimentatore prima di maneggiare il prodotto. Se il prodotto non viene scollegato dall'alimentazione, si può verificare una scarica elettrica.
- Spegnerne sempre il prodotto in caso di inutilizzo, pulizia o guasti. Scollegare sempre l'alimentatore dalla rete elettrica se il prodotto non è sotto carica.
- Non afferrare il prodotto o l'alimentatore con mani bagnate o umide.
- Non inserire oggetti nel corpo dell'apparecchio.
- Non estrarre l'alimentatore dalla presa di corrente afferrandolo per il cavo, ma afferrare sempre l'alimentatore. Non trasportare, tirare o sollevare il prodotto afferrando il cavo.
- Tenere il prodotto e l'alimentatore lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo in modo tale che non costituisca pericolo di inciampo.
- Non attorcigliare il cavo e non avvolgerlo intorno all'alimentatore. Non posizionare il cavo su bordi taglienti.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.
- Ricaricare il prodotto soltanto a temperature comprese tra 10 e 35 °C.
- Non utilizzare il prodotto insieme a un timer esterno o a un sistema di controllo a distanza separato.

! AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Il prodotto e tutti i suoi componenti non devono essere utilizzati dalle seguenti persone: bambini, adulti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, persone prive di esperienza o di conoscenze su come utilizzare il prodotto in modo sicuro e persone che non comprendono i pericoli connessi all'uso del prodotto.
- Ai bambini non è consentito giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- Tenere i bambini lontani dal prodotto e dall'alimentatore.
- Non lasciare il prodotto incustodito mentre è collegato a una presa di corrente.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'imballaggio di plastica. Giocandovi, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Utilizzare solo gli accessori forniti con il prodotto.
- Se la batteria viene utilizzata in modo improprio, può fuoriuscire del liquido: evitarne il contatto. Il liquido che fuoriesce dalle batterie può causare irritazioni o ustioni.
- In caso di contatto del liquido della batteria con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente le zone interessate con acqua pulita. Consultare eventualmente un medico.
- Non aprire, non gettare nel fuoco e non cortocircuitare le batterie. Il prodotto contiene una batteria che non può essere sostituita.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Posizionare il prodotto su una superficie facilmente accessibile, piatta, asciutta, termoresistente e sufficientemente stabile. Non posizionare il prodotto al bordo della superficie.
- Il prodotto è stato progettato e testato in conformità ai requisiti applicabili alle frequenze radio. Possono tuttavia verificarsi interferenze elettromagnetiche o altri disturbi. La modifica dell'ubicazione del prodotto può contribuire a eliminare le interferenze.
- Tenere il prodotto, l'alimentatore e gli accessori lontano da superfici roventi.
- Non tentare mai di pulire il prodotto immergendolo in acqua e non pulirlo con un pulitore a vapore.
- Non ricaricare il prodotto su o in prossimità di materiali potenzialmente infiammabili (ad es. materassi, coperte o legno) o vicino a liquidi.

3.3 Controindicazioni

NON UTILIZZARE IL PRODOTTO SE

- avete un pacemaker, un defibrillatore impiantato o un altro impianto elettronico attivo.
- soffrite di disturbi endocrini mal controllati, come diabete e problemi alla tiroide.
- siete affetti o avete avuto in passato un cancro della pelle, un altro tumore o dei nei pre-maligni.
- siete stati sottoposti a radioterapia o chemioterapia negli ultimi 3 mesi o le aree della vostra pelle presentano tumori potenzialmente maligni.
- il sistema immunitario è indebolito a causa di malattie immunosoppressive come l'AIDS o l'HIV o per l'assunzione di farmaci immunosoppressivi.
- avete fatto uso di isotretinoina (Accutane®) negli ultimi 6 mesi prima di usare questo prodotto.
- siete affetti da patologie associate a fotosensibilità come porfiria, dermatosi polimorfa da luce (PLD), foturticaria, lupus, ecc.
- soffrite di epilessia.
- siete in gravidanza o in allattamento.

NON TRATTARE AREE IN CUI

- sono presenti impianti permanenti come placche e viti metalliche (ad eccezione degli impianti orali), impianti di silicone o otturazioni iniettate o tossine.
- sono presenti ferite, eczemi, eruzioni cutanee, tagli aperti, abrasioni, lesioni, psoriasi, ecc. nel punto in cui viene applicato il prodotto.
- la pelle è ulcerata o infiammata o avete una storia di cicatrici, problemi di guarigione delle ferite o pelle sensibile.
- avete piercing o altri oggetti metallici (ad esempio in titanio).
- avete subito un intervento chirurgico negli ultimi 3 mesi prima di utilizzare questo prodotto.

Consultare il medico prima di continuare a usare il prodotto se nelle prime 48 ore di utilizzo si manifestano effetti collaterali inattesi, come prurito cutaneo.

CONSULTARE IL MEDICO SE

- soffrite di couperose o rosacea.
- in passato nella zona da trattare avete contratto malattie come l'herpes simplex, che vengono stimulate dal calore. In tal caso è possibile utilizzare il prodotto dopo un adeguato trattamento profilattico.

- negli ultimi 6 mesi avete applicato sulla pelle farmaci soggetti a prescrizione medica.
- soffrite di malattie della pelle, cicatrici o problemi di guarigione delle ferite.
- avete altri problemi clinici che, a giudizio del medico o del dermatologo, impediscono l'uso sicuro di questo prodotto.

4 Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.
1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Accertarsi che la dotazione sia completa (vedi **Fig. A**).
 3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

5 Caratteristiche del prodotto

5.1 Accessori

Il prodotto è dotato di un'area di applicazione RF **1**. Favorisce il ringiovanimento della pelle utilizzando una combinazione di tecnologia a infrarossi (IR), tecnologia a luce LED ed energia a radiofrequenza bipolare (RF).

Sono inclusi i seguenti accessori per migliorare l'aspetto della pelle:

Accessorio RF **5**: questa estensione dell'area di applicazione RF è ideale per un'applicazione efficace su aree più ampie (ad esempio, guance o collo).

Accessorio EMS **6**: con l'ausilio della microcorrente genera movimenti muscolari, favorisce la circolazione ed elimina il gonfiore. L'abbreviazione EMS significa stimolazione elettrica muscolare. L'accessorio viene utilizzato per un'applicazione più efficace su aree più ampie (ad esempio guance o mascella).

5.2 Funzioni di sicurezza

Il prodotto è dotato di funzioni di sicurezza che proteggono la pelle dal surriscaldamento.

Sensore di temperatura e regolatore termico: il sensore di temperatura rileva la temperatura della pelle. Il regolatore termico fa sì che, a seconda del livello selezionato (1-4, tra 40 e 43 °C), non venga erogata automaticamente ulteriore energia RF finché la pelle non si è raffreddata a sufficienza da tollerare un nuovo apporto di energia. In questo modo si evita che la pelle si riscaldi eccessivamente.

Sensore di movimento: garantisce che l'energia RF venga emessa solo quando il prodotto viene spostato sulla pelle.

Spegnimento automatico: il prodotto si spegne automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo con o senza accessorio.

6 Ricarica

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non ricaricare il prodotto su o in prossimità di materiali potenzialmente infiammabili (ad es. materassi, coperte o legno) o vicino a liquidi.

IT



- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e quando la batteria ricaricabile è scarica.
- Quando la batteria è scarica, la spia della batteria/accessorio diventa arancione durante il funzionamento. Ricaricare il prodotto.
- Se il prodotto viene riposto per un periodo di tempo prolungato, controllare il livello della batteria e ricaricare regolarmente il prodotto.
- Il prodotto può essere utilizzato anche tramite l'alimentatore collegato alla rete elettrica.

1. Inserire la presa di collegamento **14** dell'alimentatore **13** nel connettore di ricarica **10** del prodotto.
2. Collegare un'apposita spina di rete **11** (2 o 3 pin) all'alimentatore.
Per l'installazione, inserire la spina di rete nell'alimentatore e ruotarla in direzione del simbolo di blocco (🔒) finché non scatta in posizione.
Per rimuoverla, tenere premuto il tasto di sgancio **12** e ruotare la spina di rete in direzione del simbolo di sblocco (🔓) finché non può essere estratta dall'alimentatore.
3. Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
Il processo di ricarica si avvia automaticamente. La spia della batteria/accessorio **8** lampeggia in arancione durante la ricarica e diventa verde al termine della stessa.
4. Al termine della ricarica scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica ed estrarre la presa di collegamento dalla porta di ricarica del prodotto.

7 Utilizzo



- Prima del primo utilizzo, pulire tutte le parti del prodotto come viene descritto nel capitolo "Pulizia".
- Prima dell'uso leggere il capitolo "Raccomandazioni sull'utilizzo del prodotto".

7.1 Preparazione

1. Ricaricare completamente il prodotto prima dell'uso (vedere il capitolo "Ricarica").
È possibile utilizzare il prodotto anche con l'alimentatore **13** collegato alla rete elettrica.
2. Se lo si desidera, inserire l'accessorio RF **5** o l'accessorio EMS **6** sull'area di applicazione RF **1**.
Utilizzare l'accessorio RF per un'applicazione più efficace su aree più ampie (ad esempio guance o collo).
Utilizzare l'accessorio EMS per stimolare i muscoli con l'aiuto della microcorrente.
Per applicare l'accessorio desiderato, premerlo leggermente sull'area di applicazione RF finché non scatta in posizione (vedi **Fig. B**). Accertarsi che il segno triangolare sul retro dell'accessorio sia rivolto verso l'alto.
Per rimuovere l'accessorio, tirarlo delicatamente fino a quando non si stacca dall'area di applicazione RF.

3. La pelle deve essere pulita e asciutta. Accertarsi di aver tolto tutti i gioielli.
4. Applicare un sottile strato di gel a base d'acqua sull'area di applicazione del prodotto e/o dell'accessorio.
Il gel a base d'acqua garantisce la conduttività e permette al prodotto di scivolare facilmente sulla pelle. Per un uso ottimale, sicuro ed efficiente del prodotto, si consiglia l'uso di Silk'n Slider Gel.

7.2 Uso del prodotto senza accessorio (per le aree più piccole)

1. Per accendere il prodotto tenere premuto il tasto di regolazione (⏻) 9.
Il prodotto funziona con il livello di energia I. La spia del primo indicatore del livello di energia 7 si accende.
2. Tenere il prodotto contro la pelle e muoverlo su di essa con movimenti delicati e massaggianti.
Accertarsi che gli elettrodi 2 siano a contatto con la pelle.
Anche i LED 3 e le lampade a infrarossi a distanza ravvicinata (IR) 4 sono in funzione.
3. Se si desidera, premere nuovamente il tasto di regolazione (⏻) per modificare il livello di energia.
Il prodotto non deve venire a contatto con la pelle quando si cambia il livello di energia. Il prodotto scorre i diversi livelli di energia (1-4) in sequenza. Le spie dei rispettivi livelli di energia si accendono. Premendo nuovamente il tasto di regolazione (⏻) quando l'apparecchio si trova sul livello di energia 4, il prodotto passa nuovamente al livello di energia I.
Si noterà che più alto è il livello di energia, più alta è la temperatura. Durante l'uso la pelle potrebbe arrossarsi leggermente. Questo fenomeno è perfettamente normale e non è motivo di allarme.
Il livello di energia più alto consente di ottenere i migliori risultati. È però importante che l'applicazione con il livello di energia selezionato sia confortevole per l'utente. Se non è confortevole, scegliere un livello di energia inferiore.
4. Accertarsi che ci sia sempre abbastanza gel sull'area di applicazione del prodotto o sull'accessorio durante l'applicazione.
5. Applicare il prodotto su piccole aree (ad esempio le rughe nasolabiali o tra le sopracciglia) per almeno 3 minuti alla volta.
Non tenere fermo il prodotto su un solo punto della pelle. Far scorrere il prodotto su tutta l'area. In questo modo si evita un eccessivo riscaldamento della pelle e altri potenziali effetti collaterali.

7.3 Utilizzo del prodotto con l'accessorio RF (per aree più estese)

1. Per accendere il prodotto tenere premuto il tasto di regolazione (⏻) 9.
Il prodotto funziona con il livello di energia I. La spia del primo indicatore del livello di energia 7 si accende.
La spia della batteria/accessorio 8 si accende di luce verde durante l'uso per indicare che l'accessorio è stato collegato correttamente. Se l'accessorio non è stato collegato correttamente, la spia verde lampeggia. In questo caso, collegare correttamente l'accessorio.

2. Tenere il prodotto contro la pelle e muoverlo su di essa con movimenti delicati e massaggianti. Accertarsi che gli elettrodi **2** siano a contatto con la pelle. Anche i LED **3** e le lampade a infrarossi a distanza ravvicinata (IR) **4** sono in funzione.
3. Utilizzare il prodotto come descritto ai punti 3 e 4 del capitolo 7.2.
4. Applicare il prodotto su aree più estese (ad es. guance o collo) per almeno 5 minuti alla volta.

Non tenere fermo il prodotto su un solo punto della pelle. Far scorrere il prodotto su tutta l'area. In questo modo si evita un eccessivo riscaldamento della pelle e altri potenziali effetti collaterali.

7.4 Utilizzo del prodotto con l'accessorio EMS

1. Per informazioni su come assicurarsi che l'accessorio EMS sia collegato correttamente, consultare il passaggio 1 del capitolo 7.3.

2. Tenere il prodotto contro la pelle e passarlo su di essa con un movimento lineare. Accertarsi che gli elettrodi **2** siano a contatto con la pelle.

I LED **3** e le lampade a infrarossi a distanza ravvicinata (IR) **4** non funzionano quando si utilizza l'accessorio EMS.

3. Se necessario, premere nuovamente il tasto di regolazione (**⏻**) **9** per modificare il livello di energia.

Il prodotto non deve venire a contatto con la pelle quando si cambia il livello di energia.

Il prodotto scorre i diversi livelli di energia (1–4) in sequenza. Le spie dei rispettivi livelli di energia si accendono. Premendo nuovamente il tasto di regolazione (**⏻**) quando l'apparecchio si trova sul livello di energia 4, il prodotto passa nuovamente al livello di energia 1.

Noterete che i deboli impulsi elettrici provocano contrazioni dei muscoli facciali.

Il livello di energia più alto consente di ottenere i migliori risultati. È però importante che l'applicazione con il livello di energia selezionato sia confortevole per l'utente. Se non è confortevole, scegliere un livello di energia inferiore.

4. Accertarsi che ci sia sempre abbastanza gel sull'accessorio durante l'applicazione.
5. Applicare il prodotto su aree più estese (ad esempio guance o mascella) per almeno 5 minuti alla volta.

Non tenere fermo il prodotto su un solo punto della pelle. Far scorrere il prodotto su tutta l'area.

7.5 Dopo l'uso

1. Per spegnere il prodotto, dopo l'uso tenere premuto il tasto di regolazione (**⏻**) **9**.

Se è attaccato a una presa, scollegare l'alimentatore **13** dalla rete elettrica.

2. Rimuovere i residui di gel a base d'acqua dalla pelle. Sciacquare quindi la pelle con acqua tiepida.
3. Asciugare la pelle con un asciugamano e applicare una crema viso per lenire e idratare la pelle.
4. Pulire accuratamente il prodotto dopo l'uso (vedi il capitolo "Pulizia").

8 Raccomandazioni sull'utilizzo del prodotto

8.1 Campo di applicazione

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Non guardare direttamente la luce emessa dal prodotto. Chiudere gli occhi quando si applica il prodotto sul contorno occhi.

Area	Scopo
Fronte (compresa l'area tra le sopracciglia)	Riduzione delle rughe
Guance destra e sinistra (compreso il contorno occhi, ma escluse le palpebre).	Riduzione delle rughe e aumento del volume
Collo	Riduzione delle rughe sul collo

8.2 Cosa ci si può aspettare durante e dopo l'applicazione

- Grazie all'energia RF l'effetto di riscaldamento è evidente.
- Durante l'utilizzo dell'accessorio EMS **6** si avverte una leggera sensazione di formicolio causata dalla corrente elettrica.
- Dopo l'applicazione, possono verificarsi lievi arrossamenti o gonfiori. Questi dovrebbero scomparire entro poche ore o al massimo entro un giorno.

8.3 Piano di applicazione

- Iniziare sempre le applicazioni con il livello di energia 1 e aumentare gradualmente il livello di energia fino a quando l'applicazione risulta ancora confortevole.
- Applicare il prodotto sulle aree più estese (ad es. guance o collo) per almeno 5 minuti alla volta, o sulle aree più piccole (ad es. rughe nasolabiali o tra le sopracciglia) per almeno 3 minuti alla volta.
- Applicare il prodotto due volte alla settimana per 10 settimane. I primi risultati visibili si noteranno dopo 5 settimane e/o 10 sedute.
- Applicare il prodotto una volta ogni 2 settimane per mantenere i risultati.
- Affinché i risultati durino, è importante utilizzare il prodotto regolarmente.

8.4 Possibili effetti collaterali

Per evitare effetti collaterali, seguire sempre le istruzioni e osservare tutte le avvertenze e le controindicazioni. Consultare il medico se si avvertono sintomi permanenti come dolore, arrossamento, gonfiore, sensazione di bruciore, ecc.

Possano verificarsi i seguenti effetti collaterali, sebbene rari:

- Edema (gonfiore) ed eritema (arrossamento) eccessivi: in tal caso raffreddare l'area interessata con un panno freddo e umido per almeno 10 minuti, quindi applicare una crema per ustioni. Il disagio dovrebbe attenuarsi nel giro di qualche giorno.
- Dilatazione dei capillari sanguigni superficiali: può causare un arrossamento temporaneo che dura alcuni giorni. Alcuni capillari possono anche presentare macchie rosse che dovrebbero attenuarsi con il tempo. Se compaiono, raffreddare immediatamente le zone interessate con dell'acqua fredda.

9 Pulizia

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Prima di pulire il prodotto scollegare sempre l'alimentatore dalla rete elettrica.

IT **AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!**

- Mai pulire il prodotto con acqua o altri liquidi. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino nel corpo del dispositivo.
 - Non usare detergenti abrasivi, spazzole con setole metalliche o in nylon e utensili di pulizia taglienti o in metallo come coltelli, spazzole dure e simili.
1. Pulire il prodotto utilizzando un panno umido. Accertarsi che il prodotto sia privo di residui di gel a base acquosa.
 2. Asciugare accuratamente il prodotto con un panno pulito, asciutto e morbido.

10 Conservazione

Prima di riporre il prodotto tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

- Riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.

11 Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

Problema	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che né prodotto né l'alimentatore 13 siano danneggiati e che l'alimentatore sia collegato a una presa facilmente accessibile.• Accertarsi che il prodotto sia sufficientemente carico se non viene utilizzato tramite l'alimentatore.
Durante l'uso non si avvertono calore e/o microcorrenti.	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che gli elettrodi 2 siano a contatto con la pelle.
L'accessorio 5 / 6 non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che l'accessorio sia correttamente collegato al prodotto. Se l'accessorio è correttamente collegato, la spia della batteria/accessorio 8 si accende in verde.
Almeno una spia lampeggia durante l'uso.	<ul style="list-style-type: none">• Si è verificato un errore durante il funzionamento. Spegner e riaccendere il prodotto.

12 Dati tecnici

12.1 Dati generali

Modello:	H250I
Tensione nominale:	12 V
Capacità della batteria ricaricabile:	4.000 mAh al litio
Tipo di batteria:	1 × 4.000 mAh al litio (ricaricabile)
Tecnologia:	Home Tightening™
LED (lunghezza d'onda):	630 nm ± 20 nm
IR (lunghezza d'onda):	780 nm ± 20 nm
RF	
Massima potenza in uscita:	20 W
Frequenza di uscita dell'unità principale:	1 MHz ± 30 %
Frequenza di uscita dell'accessorio RF:	1 MHz ± 30 %
Impulso (accessorio EMS)	
Frequenza:	100 Hz ± 10 % (modalità Lift); 2 Hz ± 10 % (modalità Slap)
Massima tensione:	10 W
Condizioni di trasporto/stoccaggio	
Temperatura:	Da -40 a +70 °C
Umidità relativa:	10–90 %
Pressione atmosferica:	500–1.060 hPa
Condizioni di esercizio	
Temperatura:	da 10 a 35 °C
Umidità relativa:	30–75 %
Pressione atmosferica:	700–1.060 hPa
Peso	
Unità principale:	210 g
Accessorio RF:	45 g
Accessorio EMS:	55 g
Dimensioni (L × P × H)	
Unità principale:	175 × 56 × 45 mm
Unità principale + accessorio RF:	189 × 71 × 61 mm
Unità principale + accessorio EMS:	189 × 71 × 66 mm

12.2 Alimentatore

Numero di modello:	DZ024CHLI20200H
Ingresso:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Uscita:	12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
Classe di protezione:	II

Dati pubblicati	Valore ed esattezza	Unità di misura
Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo:	Guangdong Keerda Electronics Co, Ltd. 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, Cina.	
Tensione d'ingresso:	100–240	V
Frequenza della corrente alternata d'ingresso:	50/60	Hz
Corrente di ingresso:	0,8	A
Tensione d'uscita:	12,0	V
Corrente in uscita:	2,0	A
Potenza in uscita:	24,0	W
Efficienza media in funzionamento:	86,2	%
Efficienza a basso carico (10 %):	76,8	%
Consumo energetico a vuoto:	0,1	W

13 Smaltimento

13.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

13.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria**

regione. In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici vengono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!



Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Portare il prodotto completo (compresa la batteria) al punto di raccolta e assicurarsi che la batteria sia scarica!

* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

IT

14 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarla!

15 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: www.silkn.eu. Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu.

Numero del servizio: +31 (0) 180-330550

E-mail: servizioclientiit@silkn.eu

Telif Hakkı 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

TR

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silk'n Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silk'n logosu Silk'n Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda
www.silk'n.eu – info@silk'n.eu

İçindekiler

1	Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları	103
2	Genel bilgiler	103
2.1	Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması	103
2.2	Sembol açıklamaları	103
3	Güvenlik	104
3.1	Amaca uygun kullanım	104
3.2	Güvenlik uyarıları	104
3.3	Kontra endikasyonlar	106
4	Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü	107
5	Ürünün özellikleri	108
5.1	Çeşitli başlıklar	108
5.2	Güvenlik fonksiyonları	108
6	Şarj etme	108
7	Kullanım	109
7.1	Hazırlık	109
7.2	Ürünün başlıksız olarak kullanılması (küçük alanlar için)	109
7.3	Ürünün RF başlığıyla kullanılması (büyük alanlar için)	110
7.4	Ürünün EMS başlığıyla kullanılması	110
7.5	Uygulama sonrası	111
8	Ürünün kullanımıyla ilişkili tavsiyeler	111
8.1	Uygulama alanı	111
8.2	Uygulama esnasında ve sonrasında olabilecekler	111
8.3	Uygulama planı	111
8.4	Muhtemel yan etkiler	112
9	Temizleme	112
10	Saklama	112
11	Hata arama	113
12	Teknik bilgiler	113
12.1	Genel hususlar	113
12.2	Güç adaptörü	114
13	İmha	115
13.1	Ambalajın imhası	115
13.2	Ürünün imhası	115
14	Garanti bilgileri	115
15	Müşteri Hizmetleri	115

I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- 1 RF uygulama alanı
- 2 Elektrotlar
- 3 LED'ler (lambalı diyetler)
- 4 Yakın enfraruj lambalar (IR)
- 5 RF başlığı
- 6 EMS başlığı
- 7 Enerji seviyesi göstergesi, 4x
- 8 Batarya/başlık kontrol lambası
- 9 Ayar düğme (⏻)
- 10 Şarj bağlantısı
- 11 Elektrik fişi, 2x
- 12 Çözme tuşu
- 13 Güç adaptörü
- 14 Bağlantı yuvası

2 Genel bilgiler

2.1 Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması



Bu kullanım kılavuzu, bu FaceTite MultiPlatform (bundan sonra kısaca "Ürün" olarak anılacaktır) ürününe aittir. Çalıştırma ve kullanım ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun.

Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.

UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

UYARI!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Bu sembol, Koruma Sınıfı II kapsamındaki elektrik cihazlarını belirtir.



İKAZ: Ürünü küvet, duş, lavabo veya diğer su ile dolu kapların yakınında kullanmayın.



Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekânlarda).



Doğru akım.



Alternatif akım.



Uluslararası verimlilik göstergesi, güç kaynağının VI. basamak gereklilerini karşıladığını belirtir.



Bu sembolle işaretli ürünler pozitif polariteye sahiptir. Bu ürünler yalnızca pozitif polariteye sahip ürünlere bağlanabilir.



Zarar görmüşse veya pimler eğilmişse güç adaptörünü artık kullanmayın ve bertaraf edin.

ta

Ortam sıcaklığı (güç adaptörü).



Kontrol işareti, ürünün ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğu teyit eder.

TR

3 Güvenlik

3.1 Amaca uygun kullanım

Ürün, cildin görünümünü iyileştirmede, daha sıkı bir etki elde etmede, yeni kolajen oluşumunu desteklemede ve görünür kırışıklıkları azaltmada yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari alanda kullanıma uygun değildir. Ürün, bir tıbbi ürün değildir ve hastalıkları tedavi etmede kullanılamaz. Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

3.2 Güvenlik uyarıları

⚠ UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü ancak priz üzerindeki besleme gerilimi bilgilerinin güç adaptörü tip levhası verilerine uygun olması durumunda prize takın.
- Sorun çıkması durumunda güç adaptörünü şebekeden hızla ayırabilmek için ürünü kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Birlikte teslim edilen güç adaptörü sadece ürüne bağlanabilir. Başka amaçlar için kullanmayın.
- Hasarlıysa ya da bozuksa ürünü ve güç adaptörünü kullanmayın. Risklerin engellenmesi için, hasarlı ya da bozuk parçalar üretici ya da müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.
- Kablosu ya da fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa ya da suya daldırılmışsa güç adaptörünü kullanmayın.

- Mahfazayı açmayın, onarımı uzmanına bırakın. Bunun için teknik servise başvurun. Servis dışında yaptırılan onarımlarda yanlış bağlantı veya hatalı kullanma durumunda, sorumluluk ve garanti hakkı ortadan kalkar.
- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun parçalar kullanılabilir. Bu üründe tehlike kaynaklarından korunma bağlamında temel öneme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
- Ürünü ya da güç adaptörünü suya veya başka sıvılara sokmayın.
- Ürünü veya güç adaptörünü küvete veya lavaboya düşecek şekilde yerleştirmeyin. Bunlar suya dirençli değildir.
- Suya düşmüş bir ürüne tutmayın. Ürüne dokunmadan önce güç adaptörünü hemen prizden çekin. Ürünü güç kaynağından ayırmanız elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kullanmadığınız zaman, temizlerken veya bir arıza ortaya çıktığında ürünü daima kapatın. Ürünü şarj etmediğiniz zaman, güç adaptörünü daima elektrik şebekesinden ayırın.
- Ürüne ve güç adaptörüne asla ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazın içine hiçbir cisim sokmayın.
- Güç adaptörünün fişini prizden çekerken kablosundan değil, daima güç adaptörünün kendisinden tutarak çekin. Ürünü asla kablosundan tutarak taşımayın ya da kablosundan çekmeyin.
- Ürünü ve güç adaptörünü açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Kabloyu takılıp düşmelere sebep olmayacak şekilde yerleştirin.
- Kabloyu kıvrımayın ve güç adaptörünün üzerine sarmayın. Kabloyu keskin kenarlar üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.
- Ürünü 10 ila 35 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Bu ürünü, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle kullanmayın.

⚠️ UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Ürünün ve sahip olduğu tüm bileşenlerin aşağıdaki kişiler tarafından kullanılması yasaktır: Çocuklar, fiziksel, algısal veya akli kabiliyetleri sınırlı olan yetişkinler, ürünün güvenli kullanımıyla alakalı bilgisi ve tecrübesi bulunmayan kişiler ve ürünün kullanımıyla birlikte ortaya çıkan tehlikeleri anlamayan kişiler.
- Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukları üründen ve güç adaptöründen uzak tutun.

- Ürün bir prize takılıyken, ürünü gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik ambalajla oynamasını önleyin. Oynarken ambalaj başlarına geçebilir ve boğulma riski yaratabilir.
- Sadece ürünün yanında gönderilen aksesuar parçalarını kullanın.
- Usulüne uygun kullanılmadığında bataryadan sıvı sızabilir. Bu sıvıyla temastan kaçınin. Pillerden sızan sıvı tahrişe ve kimyasal yanıklara sebep olabilir.
- Pillerden sızan sıvının deri, göz ya da mukozayla teması halinde temas eden bölgeyi derhal temiz suyla yıkayın ve temizleyin. Gerekirse bir doktora başvurun.
- Piller sökülmemeli, kısa devre yapılmamalı ya da ateşe atılmamalıdır. Ürünün içerisinde, değiştirilmesi mümkün olmayan bir batarya bulunur.

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü kolay erişilebilir, düz, kuru, ısıya dayanıklı ve yeterince sağlam bir yüzeye yerleştirin. Ürünü yüzeyin kenarına yerleştirmeyin.
- Ürün, radyo frekansları için geçerli olan gereklilikler doğrultusunda geliştirilmiş ve test edilmiştir. Buna rağmen elektromanyetik enterferanslar veya başka sorunlar meydana gelebilir. Sorunları düzeltmede, ürünün yerini değiştirmek yardımcı olabilir.
- Ürünü, güç adaptörünü ve aksesuar parçalarını sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Ürünü asla suya sokarak temizlemeye çalışmayın ve buharlı temizleyici ile de temizlemeyin.
- Ürünü asla potansiyel olarak yanıcı olan malzemelerin (örn. yağlı yatak, battaniye veya tahta) üzerinde veya yakınında ya da sıvıların yakınında şarj etmeyin.

3.3 Kontra endikasyonlar

ÜRÜNÜ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA KULLANMAYIN:

- bir kalp pili, defibrilatör implantı ya da başka aktif bir elektronik implant kullanıyorsanız.
- diyabet ya da tiroid sorunları gibi yeterince kontrol edilemeyen endokrin düzensizlikleriniz varsa.
- güncel olarak cilt kanseri, başka bir kanser hastalığınız varsa ya da prekanseröz benlere sahipseniz ya da bu tip sorunlar yaşadysanız.
- geçen 3 ay zarfında ışın tedavisi ya da kemoterapi gördüyseniz veya cildinizin bazı bölümlerinde kötü huylu potansiyel urlar varsa.
- AIDS ya da HIV gibi bağışıklığı bozucu hastalıklardan ya da bağışıklığı

bozucu ilaçların alınmasından dolayı bağışıklık sisteminiz zayıf düşmüşse.

- bu ürünü kullanmadan önce son 6 ay içerisinde izotretinoin (Accutane®) kullandıysanız.
- porfiriya, polimorf ışık dermatozu (PLD), güneş alerjisi, lupus vs. gibi ışığa duyarlılıkla ilişkili bir hastalığınız varsa.
- epilepsi hastasıysanız.
- gebeyseniz ya da emziriyorsanız.

ŞU BÖLGELERE TEDAVİ YAPMAKTAN KAÇININ:

- kalıcı implantların (örneğin metal plakalar ve vidalar gibi, oral implantlar hariç), silikon implantların ya da enjekte edilmiş dolguların veya toksinlerin bulunduğu bölgeler.
- ürünün uygulandığı yerlerde yeni yaralar, egzama, cilt döküntüsü, açık kesik yaraları, sürtme izleri, lezyonlar, kepek vs bulunması.
- cildinizde iltihap varsa veya geçmişte yara izi tümörler, yara iyileşme sorunları ya da hassas cildiniz varsa.
- piercing veya başka metalik nesnelerin (örn. titanyumdan) bulunduğu bölgeler.
- bu ürünü kullanmadan önce son 3 ay içerisinde ameliyat olmuşsanız.

Kullanımdan sonra ilk 48 saat içerisinde beklenmedik yan etkiler görüldüğünde (ciltte kaşıntı gibi) ürünü kullanmaya devam etmeden önce bir doktora başvurun.

ŞU DURUMLARDA DOKTORUNUZA BAŞVURUN:

- kırmızı ergenlik veya rosacea hastasıysanız.
- geçmişte tedavi edilecek bölgelerde ısıdan dolayı ortaya çıkan uçuk gibi hastalıklarınız olduysa. Bu durum söz konusuysa buna rağmen tedbir amaçlı bir tedaviden sonra bu ürünü kullanabilirsiniz.
- geçen 6 ay zarfında cildinize hekim tarafından belirtilmiş ilaçlar uygulanmışsanız.
- cilt hastalıklarınız, yara izi tümörleriniz veya yara iyileşme sorunlarınız varsa.
- doktorunuzun veya dermatologların görüşüne göre bu ürünün güvenli kullanımını imkansız hale getiren başka tıbbi sorunlarınız varsa.

4 Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!


- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle

dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma sırasında çok dikkatli davranın.

1. Ürünü ambalajından çıkartın.
2. Teslimatın tam olup olmadığını doğrulayın (bkz. **şek. A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bu durumda teknik servisimize başvurun.


5 Ürünün özellikleri

5.1 Çeşitli başlıklar

Ürün bir RF uygulama alanına  sahiptir. Bu alan, enfranjü teknolojisinden (IR), LED ışık teknolojilerinden ve bipolar radyo frekanslı enerjilerinden (RF) oluşan bir kombinasyonla cildin gelişmesini destekler.

Aşağıdaki başlıklar, cildin görünümünü iyileştirme yarar ve teslimat kapsamında bulunur:

RF başlığı : RF uygulama alanının bu genişletmesi geniş bölgelerde (örn. yanaklar veya boyun) verimli şekilde uygulamaya idealdir.

EMS başlığı : Mikro akım yardımıyla kas hareketleri oluşturur, kan dolaşımını destekler ve şişkinlikleri ortadan kaldırır. EMS kısaltması, elektrikli kas uyarımı anlamına gelir. Başlık, büyük bölgelerde (örn. yanaklar veya çene bölgesi) verimli şekilde uygulamaya yarar.

5.2 Güvenlik fonksiyonları

Ürün, cildinizi aşırı ısınmadan koruyan güvenlik fonksiyonlarıyla donatılmıştır.

Sıcaklık sensörü ve ısı regülatörü: Sıcaklık sensörü, cildin sıcaklığını tespit eder. Isı regülatörü ise, seçilen enerji seviyesine göre (1–4, 40 ila 43 °C arasında) cilt, tekrar enerji verebilecek kadar soğumuş olana kadar otomatik olarak başka RF enerjisi verilmemesini sağlar. Cilt böylece aşırı ısınmadan korunur.


Hareket sensörü: Sadece ürün, cilt üzerinde hareket ettirildiğinde RF enerjisi verilmemesini sağlar.

Otomatik kapama: 15 dakika boyunca başlıklı veya başlıksız hiçbir şey yapılmazsa ürün otomatik olarak kapanır.

6 Şarj etme

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü asla potansiyel olarak yanıcı olan malzemelerin (örn. yaylı yatak, battaniye veya tahta) üzerinde veya yakınında ya da sıvıların yakınında şarj etmeyin.

-  • Ürünü ilk kullanımdan önce ve düşük pil seviyesi halinde şarj edin.
- Batarya zayıfsa, batarya/başlık kontrol lambası işletim esnasında turuncu renkte yanar. Ürünü şarj edin.
- Ürün uzun süre muhafaza edilecekse, batarya seviyesi kontrol edilip ürün düzenli olarak şarj edilmelidir.
- Ürün, elektrik şebekesine bağlı güç adaptörü üzerinden de kullanılabilir.

1. Güç adaptörünün  bağlantı yakını , ürünün şarj bağlantısına  sokun.
2. Uygun bir elektrik fişini  (2 veya 3 pim) güç adaptörüne bağlayın.

Elektrik fişini, kurulum için güç adaptörüne sokun ve yerine oturana kadar kilitleme sembolü (🔒) yönünde çevirin.

Çıkarmak için çözme tuşunu (12) basılı tutun ve güç adaptöründen çıkarılabilece kadar elektrik fişini, çözme sembolü (🔓) yönünde çevirin.

3. Güç adaptörünü bir prize takın.

Şarj otomatik olarak başlayacaktır. Batarya/başlık kontrol lambası (8) şarj esnasında turuncu yanıp söner ve şarj işlemi tamamlandığında yeşil yanar.

4. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra güç adaptörünü, elektrik şebekesinden ayırın ve bağlantı yakını, ürünün şarj bağlantısından çıkarın.

TR

7 Kullanım



- İlk kez kullanmadan önce, ürünün tüm parçalarını "Temizleme" bölümünde açıklanmış şekilde temizleyin.
- Kullanımdan önce "Ürünün kullanımıyla ilişkili tavsiyeler" bölümünü okuyun.

7.1 Hazırlık

1. Kullanımdan önce ürünü tamamıyla şarj edin ("Şarj etme" bölümüne bakın).

Ürünü, elektrik şebekesine bağlı güç adaptörü (13) üzerinden de kullanabilirsiniz.

2. İsterseniz RF başlığını (5) veya EMS başlığını (6) RF uygulama alanına (1) takın.

RF uygulama alanını, geniş bölgelerin (örn. yanaklar veya boyun) verimli şekilde uygulaması için kullanın.

Mikro akım yardımıyla kasları uyarmak için EMS başlığını kullanın.

İstenilen başlığı takmak için başlığı, yerine oturana kadar hafifçe RF uygulama alanına bastırın (bkz. **şek. B**) Sırtlığın arka tarafında bulunan üçgen işaretinin yukarı baktığından emin olun.

Başlığı çıkarmak için, RF uygulama alanından çözülene kadar başlığı yavaşça çekin.

3. Cildiniz temiz ve kuru olmalıdır. Takılarınızı komple çıkardığınızdan emin olun.

4. Su bazlı jelden ince bir şekilde ürünün veya başlığın uygulama alanına sürün.

Su bazlı jel, iletkenlik olmasını ve ürünün kolayca cilt üzerine kaymasını sağlar. Ürünün ideal, güvenli ve verimli şekilde kullanılması için Silk'n Slider jelinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

7.2 Ürünün başlıksız olarak kullanılması (küçük alanlar için)

1. Ürünü çalıştırmak için ayar düğmesini (🔘) (9) basılı tutun.

Ürün, 1. enerji seviyesinde çalışır. Birinci enerji seviyesinin göstergesi (7) için olan kontrol lambası yanar.

2. Ürünü, cildinize tutun ve yumuşak, masaj benzeri hareketlerle üzerinde gezdirin.

Elektrotların (2), cildinizle temas halinde olmasına dikkat edin.

LED'ler (3) ve yakın enfrarüj lambalar (IR) (4) da yanar.

3. İstediği takdirde enerji seviyesini değiştirmek için ayar düğmesine (🔘) yeniden basın.

Enerji seviyesi değiştirilirken ürün, cildinizle temas etmemelidir.

Ürün peş peşe çeşitli enerji seviyelerine (1-4) geçer. Bu esnada ilgili enerji seviyesi

kontrol lambaları yanar. Ürün şayet 4. enerji seviyesinde çalışıyorsa ayar düğmesine (🔘) yeniden basarsanız, ürün tekrar 1. enerji seviyesine geçer.

Yüksek enerji seviyeleriyle birlikte ilgili sıcaklığın da arttığını fark edeceksiniz. Uygulama esnasında cildiniz hafifçe kızarabilir. Bu tamamen normaldir ve rahatsız olmanızı gerektirmez.

En yüksek enerji seviyesiyle en iyi sonuçları elde edersiniz. Önemli olan, seçilen enerji seviyesiyle yapılan uygulamanın sizin için rahatsız edici olmamasıdır. Bu durum söz konusuysa, bir düşük enerji seviyesini seçin.

4. Uygulama esnasında ürünün veya başlığın uygulama alanı üzerinde her zaman yeterince jel bulunmasını sağlayın.
5. Küçük bölgelerde (örn. yanak üstü kırışıklıklar veya kaşlar arasında) ürünü en az 3 dakika boyunca uygulayın.

Ürünü bu esnada cildin tek bir noktasında bekletmeyin. Her zaman tüm bölge üzerinde hareket ettirin. Bu sayede cildin aşırı ısınmasını ve başka potansiyel yan etkiler olmasını önlersiniz.

7.3 Ürünün RF başlığıyla kullanılması (büyük alanlar için)

1. Ürünü çalıştırmak için ayar düğmesini (⏻) 9 basılı tutun.
Ürün, 1. enerji seviyesinde çalışır. Birinci enerji seviyesinin göstergesi 7 için olan kontrol lambası yanar.
Başlığın doğru şekilde takıldığını göstermek için kullanım esnasında batarya/başlık kontrol lambası 8 yeşil yanar. Başlık doğru takılmadıysa, bu kontrol lambası yeşil yanar. Bu durum söz konusuysa, başlığı doğru takın.
2. Ürünü, cildinize tutun ve yumuşak, masaj benzeri hareketlerle üzerinde gezdirin. Elektrotların 2, cildinizle temas halinde olmasına dikkat edin. LED'ler 3 ve yakın enfraruj lambalar (IR) 4 da yanar.
3. Ürünü, 7.2 bölümündeki 3. ve 4. adımda açıklandığı gibi kullanın.
4. Büyük bölgelerde (örn. yanaklar veya boyun) ürünü en az 5 dakika boyunca uygulayın.
Ürünü bu esnada cildin tek bir noktasında bekletmeyin. Her zaman tüm bölge üzerinde hareket ettirin. Bu sayede cildin aşırı ısınmasını ve başka potansiyel yan etkiler olmasını önlersiniz.

7.4 Ürünün EMS başlığıyla kullanılması

1. 7.3 bölümündeki 1. adım altında EMS başlığının doğru takılmasının sağlanmasıyla alakalı bilgiler bulabilirsiniz.
2. Ürünü, cildinize tutun ve lineer hareketlerle üzerinde gezdirin. Elektrotların 2, cildinizle temas halinde olmasına dikkat edin.
LED'ler 3 ve yakın enfraruj lambalar (IR) 4, EMS başlığı kullanıldığında yanmaz.
3. Gerekirse enerji seviyesini değiştirmek için ayar düğmesine (⏻) 9 yeniden basın.
Enerji seviyesi değiştirilirken ürün, cildinizle temas etmemelidir.
Ürün peş peşe çeşitli enerji seviyelerine (1–4) geçer. Bu esnada ilgili enerji seviyesi kontrol lambaları yanar. Ürün şayet 4. enerji seviyesinde çalışıyorsa ayar düğmesine (⏻) yeniden basarsanız, ürün tekrar 1. enerji seviyesine geçer.
Zayıf elektrik sinyallerinin, yüz kaslarınızda nasıl kontraksiyonlara neden olduğunu fark edeceksiniz.

En yüksek enerji seviyesiyle en iyi sonuçları elde edersiniz. Önemli olan, seçilen enerji seviyesiyle yapılan uygulamanın sizin için rahatsız edici olmamasıdır. Bu durum söz konusuysa, bir düşük enerji seviyesini seçin.

4. Uygulama esnasında başlığın üzerinde her zaman yeterince jel bulunmasını sağlayın.
5. Büyük bölgelerde (örn. yanaklar veya çene bölgesi) ürünü en az 5 dakika boyunca uygulayın.
Ürünü bu esnada cildin tek bir noktasında bekletmeyin. Her zaman tüm bölge üzerinde hareket ettirin.

7.5 Uygulama sonrası

1. Ürünü kapatmak için uygulama sonrası ayar düğmesini (⏻) 9 basılı tutun.
Şayet takılıysa güç adaptörünü 13, elektrik şebekesinden ayırmanız gerekir.
2. Cildinizden, su bazlı jelin muhtemel kalıntılarını temizleyin. Cildinizi sonrasında ılık suyla durulayın.
3. Cildinizi sakınlaştirmek ve nemle beslemek için cildinizi bir havluyla kurulayın ve bir yüz kremi sürün.
4. Her kullanımdan sonra ürünü temizleyin ("Temizleme" bölümüne bakın).

8 Ürünün kullanımıyla ilişkili tavsiyeler

8.1 Uygulama alanı

⚠ UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Üründen verilen ışığa doğrudan bakmayın. Ürünü, göz bölgesinde kullanıyorsanız gözlerinizi kapatın.

Bölge	Amaç
Alın (kaşların arasındaki bölge dahil)	Kırışıklıkların azaltılması
Sol ve sağ yanak (göz bölgesi dahil, ama göz kapakları olmadan)	Kırışıklıkların azaltılması ve hacim kazandırma
Boyun	Boyundaki kırışıklıkların azaltılması

8.2 Uygulama esnasında ve sonrasında olabilecekler

- RF enerjisinden dolayı hissedilir bir ısınma olur.
- EMS başlığı 6 kullanıldığında, elektrik akımından kaynaklanan hafif bir karıncalanma hissedersiniz.
- Uygulamadan sonra hafif kızarıklar veya şişkinlikler meydana gelebilir. Bunlar birkaç saat içerisinde, en fazla bir gün içerisinde tekrar yok olmalıdır.

8.3 Uygulama planı

- Uygulamalara her zaman 1. enerji seviyesiyle başlayın ve uygulamayı rahat olarak algıladığınız sürece enerji seviyesini kademeli olarak yükseltin.
- Büyük bölgelerde (örn. yanaklar veya boyun) ürünü en az 5 dakika boyunca veya küçük bölgelerde (örn. yanak üstü kırışıklıklar veya kaşlar arasında) ürünü en az 3 dakika boyunca uygulayın.
- Ürünü 10 hafta boyunca haftada iki kez uygulayın. İlk görülebilir sonuçlar 5 hafta veya 10 oturum sonra ortaya çıkar.
- Sonuçların kalıcı olmasını sağlamak için ürünü sonrasında 2 haftada bir kez uygulayın.
- Sonuçların kalıcı olması için ürünün düzenli olarak uygulanması önemlidir.

8.4 Muhtemel yan etkiler

Yan etkileri önlemek için her zaman talimatlara riayet edin ve tüm uyarıları ve kontraendikasyonları dikkate alın. Ağrı, ciltte kızarıklık, şişkinlik veya yanma hissi gibi kalıcı şikayetleriniz varsa doktorunuza başvurun.

Aşağıdaki yan etkiler nadir görülür, fakat meydana gelebilir:

- Aşırı ödem (şişkinlikler) ve eritem (kızarıklar): Böyle bir şey olursa, söz konusu bölgeyi en az 10 dakika boyunca soğuk, ıslak bir bezle soğutun ve ardından yanıklara krem sürün. Birkaç gün içerisinde şikayetler düzelmelidir.
- Yüzeysel kılcal damarların genişlemesi: Bunun neticesinde geçici kızarıklar meydana gelebilir; bu da birkaç gün sürebilir. Kılcal damarların bir kısmı kırmızı lekelerle de sahip olabilir, bunlar zamanla yok olur. Bu tip şikayetler meydana gelirse, söz konusu bölgeyi derhal soğuk suyla soğutun.

9 Temizleme

⚠ UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Ürünü temizlemeden önce güç adaptörünü daima elektrik şebekesinden ayırın.

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü suya veya başka sıvılara sokmayın. Gövdeye ne su ne de başka sıvının girmemesine dikkat edin.
- Aşındırıcı temizleyiciler, metal veya naylon fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.

1. Ürünü nemli bir bezle silin. Ürünün, su bazlı jel kalıntıları içermediğinden emin olun.
2. Ürünü temiz, kuru, yumuşak bir bezle iyice kurulayın.

10 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır.

- Ürünü sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.

I I Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
ÜRÜN çalışmıyor:	<ul style="list-style-type: none">• Ürünün veya güç adaptörünün 13 bozuk olmadığından ve güç adaptörünün elektrik prize düzgün takıldığından emin olun.• Güç adaptörü üzerinde kullanılmadığı zamanlarda ürünün yeterince şarj edilmiş olduğundan emin olun.
Uygulama esnasında ısı veya mikro akım fark edilemez.	<ul style="list-style-type: none">• Elektrotların 2, cildinizle temas halinde olmasına dikkat edin.
Başlık 5 / 6 çalışmıyor:	<ul style="list-style-type: none">• Başlığın doğru şekilde ürüne takıldığından emin olun. Başlık doğru şekilde takıldığında batarya/başlık kontrol lambası 8 yeşil yanar.
Uygulama esnasında en az bir kontrol lambası yanıp söner.	<ul style="list-style-type: none">• Çalışma esnasında bir hata meydana geldi. Ürün kapatın ve tekrar açın.

I 2 Teknik bilgiler

I 2.1 Genel hususlar

Model:	H2501
Nominal gerilim:	12 V
Batarya kapasitesi:	4 000 mAh lityum
Batarya tipi:	1 × 4 000 mAh, lityum (şarj edilebilir)
Teknoloji:	Home Tightening™
LED'ler (dalga boyu):	630 nm ± 20 nm
IR (dalga boyu):	780 nm ± 20 nm
RF	
Maks. çıkış gücü:	20 W
Ana ünitenin çıkış frekansı:	1 MHz ± % 30
RF başlığının çıkış frekansı:	1 MHz ± % 30
Pals (EMS başlığı)	
Frekans:	100 Hz ± % 10 (Lift modu); 2 Hz ± % 10 (Slap modu)
Maks. gerilim:	10 W
Nakliye/saklama koşulları	
Sıcaklık:	-40 ila +70 °C
Bağıl nem oranı:	% 10–90
Atmosferik basınç:	500–1 060 hPa

İşletme koşulları

Sıcaklık:	10 ila 35 °C
Bağıl nem oranı:	% 30–75
Atmosferik basınç:	700–1 060 hPa

Ağırlık

Ana ünite:	210 g
RF başlığı:	45 g
EMS başlığı:	55 g

Ölçüler (U × G × Y)

Ana ünite:	175 × 56 × 45 mm
Ana ünite + RF başlığı:	189 × 71 × 61 mm
Ana ünite + EMS başlığı:	189 × 71 × 66 mm

12.2 Güç adaptörü

Model numarası:	DZ024CHL I 20200H
Giriş:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Çıkış:	12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
Koruma sınıfı:	II

Yayınlanan veriler	Değer ve hassasiyet	Birim
Üreticinin adı veya markası, ticari sicil numarası ve adresi:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, China	
Giriş gerilimi:	100–240	V
Alternatif akım giriş frekansı:	50/60	Hz
Giriş akımı:	0,8	A
Çıkış gerilimi:	12,0	V
Çıkış akımı:	2,0	A
Çıkış gücü:	24,0	W
Çalışırken ortalama etki derecesi:	86,2	%
Düşük yükte (% 10) etki derecesi:	76,8	%
Yüksüz durumda elektrik tüketimi:	0,1	W

13 İmha

13.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

13.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların

kurallara uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin

önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

Bataryalar ve piller evsel atıklarla birlikte imha edilemez!



Son kullanıcı olarak, tehlikeli maddeler* içersin ya da içermesin, tüm batarya ve pilleri çevre dostu bir şekilde imha veya bertaraf edilebilmeleri için belediyenin/ilçenin toplama merkezine teslim etmekten yasal olarak sorumlusunuz.

Bataryalar dahil eksiksiz ürünü toplama merkezimize götürün ve bataryaların boşaltıldığından emin olun!

* şöyle belirtilir: Cd = Kadmiyum, Hg = Cıva, Pb = Kurşun

14 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır.

Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

15 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: www.silkn.eu. Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak www.silkn.eu adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31 (0) 180-330550

E-posta: info@silkn.eu

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Todos os direitos reservados.

Aviso legal

A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silkn Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silkn Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registadas da Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos
www.silkn.eu – info@silkn.eu

PT

Índice

1	Volume de fornecimento/peças do aparelho	118
2	Informações gerais	118
2.1	Ler e guardar o manual de instruções	118
2.2	Explicação dos símbolos	118
3	Segurança	119
3.1	Uso previsto	119
3.2	Indicações de segurança	119
3.3	Contraindicações	122
4	Verificar o produto e o volume de fornecimento	123
5	Características do produto	123
5.1	Vários adaptadores	123
5.2	Funções de segurança	124
6	Carregar	124
7	Operação	125
7.1	Preparação	125
7.2	Utilização do produto sem adaptador (para áreas mais pequenas)	125
7.3	Utilização do produto com o adaptador RF (para áreas maiores)	126
7.4	Utilização do produto com o adaptador EEM	126
7.5	Depois de utilizar	127
8	Recomendações sobre a utilização do produto	127
8.1	Âmbito de aplicação	127
8.2	O que esperar durante e após a utilização	127
8.3	Plano de aplicação	128
8.4	Possíveis efeitos secundários	128
9	Limpeza	128
10	Armazenamento	129
11	Resolução de problemas	129
12	Dados técnicos	129
12.1	Informações gerais	129
12.2	Unidade de alimentação	130
13	Eliminação	131
13.1	Eliminação da embalagem	131
13.2	Descarte do produto	131
14	Informações sobre a garantia	131
15	Serviço de assistência ao cliente	132

I Volume de fornecimento/peças do aparelho

- | | | | |
|---|--|----|-----------------------------------|
| 1 | Plataforma RF | 8 | Luz de controlo Bateria/Adaptador |
| 2 | Eléttodos | 9 | Tecla de controlo (b) |
| 3 | LED (díodos luminosos) | 10 | Tomada de carga |
| 4 | Lâmpada de radiação quase infravermelha (IV) | 11 | Ficha de rede, 2x |
| 5 | Adaptador RF | 12 | Botão de desbloqueio |
| 6 | Adaptador EEM | 13 | Unidade de alimentação |
| 7 | Indicadores de intensidade energética, 4x | 14 | Ficha de ligação |

PT

2 Informações gerais

2.1 Ler e guardar o manual de instruções



Este manual de instruções faz parte do FaceTite MultiPlatform (a seguir denominado "Produto"). Este manual contém informações importantes para a colocação em funcionamento e utilização.

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar o produto. Isto aplica-se, em particular, às indicações de segurança. O não-cumprimento deste manual de instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia e no Reino Unido. Devem ser observadas as diretivas e leis específicas de cada país no exterior. Guarde o manual de instruções para uso posterior. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e termos de sinalização são usados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.

ATENÇÃO!

Este símbolo/termo de sinalização indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO!

Este termo de sinalização indica possíveis danos materiais.



Este símbolo de sinalização fornece informações adicionais úteis sobre o manuseio e o uso.



Leia o manual de instruções.



Declaração de Conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Este símbolo identifica aparelhos elétricos da classe de proteção II.



AVISO: Não use o produto perto de banheiras, duchas, pias ou outros recipientes cheios de água.



Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em espaços interiores secos).



Corrente contínua.



Corrente alternada.



As marcações relativas à eficiência internacionalmente válidas indicam que a alimentação de tensão está em conformidade com os requisitos de nível VI.



Os produtos marcados com este símbolo possuem polaridade positiva. Só podem ser ligados a produtos que também tenham polaridade positiva.



Interrompa a utilização e descarte a unidade de alimentação, se estiver danificada ou os respetivos pinos estiverem dobrados.

ta

Temperatura ambiente (unidade de alimentação).



As marcas de homologação certificam que o produto está conforme as normas nacionais e internacionais.

3 Segurança

3.1 Uso previsto

O produto foi concebido para melhorar a estrutura da pele, proporcionar um efeito reafirmante, estimular a regeneração do colágeno e ajudar a reduzir as rugas visíveis. Destina-se apenas a uso privado e não é apropriado para uso comercial. O produto não é um dispositivo médico e não é indicado para o tratamento de doenças. O produto só deve ser usado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outro uso é considerado impróprio e pode resultar em danos à propriedade ou danos pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por uso incorreto ou impróprio.

3.2 Indicações de segurança

⚠ ATENÇÃO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Antes de ligar o produto, verifique se a tensão de alimentação da tomada coincide com os dados apresentados na placa de características da unidade de alimentação.
- Ligar a unidade de alimentação apenas a uma tomada facilmente acessível, para que se possa desconectá-lo rapidamente da rede elétrica em caso de problemas.
- A unidade de alimentação fornecida só pode ser ligado ao produto. Não a utilize para outros fins.

- Não utilize o produto e a unidade de alimentação, se estiverem danificados ou com defeito. A fim de evitar riscos, as peças danificadas ou defeituosas devem ser substituídas pelo fabricante ou pelo serviço de apoio ao cliente.
- Não utilize a unidade de alimentação, se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver sido mergulhada em água.
- Não abra a caixa, mas solicite a reparação a especialista. Para tal, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente. Reparos realizados por conta própria, conexões incorretas ou uso incorreto anulam o direito a reclamações de responsabilidade e de garantia.
- Para as reparações só devem ser utilizadas peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.
- Não mergulhe o produto ou a unidade de alimentação em água ou outros líquidos.
- Não posicione o produto ou a unidade de alimentação de modo que possam cair na banheira ou na pia. Estes não são à prova de água.
- Não tocar no produto se ele tiver caído na água. Antes de tocar no produto, desligue sempre a unidade de alimentação da tomada. Se o produto não for desconectado da alimentação de corrente pode haver choque elétrico.
- Desligue o produto sempre que não estiver a ser utilizado, ao limpar e em caso de erro de funcionamento. Se o produto não estiver a carregar, desligue a unidade de alimentação da rede elétrica.
- Nunca toque no produto e na unidade de alimentação com as mãos húmidas ou molhadas.
- Não introduza objetos na carcaça.
- Nunca puxe a unidade de alimentação pelo cabo para a retirar da tomada, antes puxe sempre pela própria unidade de alimentação. Nunca transporte, puxe ou carregue o produto pelo cabo.
- Mantenha o produto e a unidade de alimentação longe de chamas abertas e mantê-lo afastado de superfícies quentes.
- Instale o cabo para que ele não se torne um risco de tropeço.
- Não dobre o cabo nem o enrole à volta da unidade de alimentação. Não coloque o cabo sobre orlas afiadas.
- Utilize o produto apenas em espaços interiores.

- Carregue o produto apenas a temperaturas entre 10 e 35 °C.
- Não utilize o produto em conjunto com um temporizador externo ou com um sistema de controlo remoto separado.

⚠ ATENÇÃO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- O produto e todos os seus componentes não podem ser utilizados pelas pessoas a seguir descritas: crianças, adultos com capacidades físicas, fisiológicas ou mentais limitadas, pessoas que não tenham experiência ou conhecimentos sobre como utilizar o produto em segurança e pessoas que não compreendam os perigos envolvidos na utilização do produto.
- As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.
- Mantenha as crianças afastadas do produto e da unidade de alimentação.
- Não deixe o produto sem vigilância enquanto ele estiver ligado à tomada.
- Certifique-se de que as crianças não brinquem com a embalagem de plástico. Elas podem se emaranhar e sufocar durante a brincadeira.
- Utilize apenas os acessórios fornecidos com o produto.
- Em caso de utilização incorreta, pode escapar líquido da bateria – evite o contacto com o mesmo. O líquido vazado da bateria pode causar irritações ou queimaduras.
- Em caso de contacto da pele, olhos ou mucosas com o líquido das pilhas, lavar e enxaguar as áreas afetadas imediatamente com água limpa. Se necessário, consulte um médico.
- Não desmontar, curto-circuitar ou incinerar as pilhas. O produto contém uma bateria que não pode se substituída.

AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Colocar o produto sobre uma superfície facilmente acessível, uniforme, seca, resistente ao calor e suficientemente estável. Não posicionar o produto na borda da superfície.
- O produto foi concebido e testado de acordo com os requisitos de radiofrequência. No entanto, existe anomalia possibilidade de interferências eletromagnéticas ou outras. A deslocação do produto pode ajudar a eliminar as interferências.
- Mantenha o produto, a unidade de alimentação e os acessórios afastados de chamas e de superfícies quentes.

- Nunca tente limpar o produto imergindo-o em água nem o limpe com aparelhos de limpeza a vapor.
- Não carregue o aparelho na proximidade de materiais potencialmente inflamáveis (por ex., colchões, mantas ou madeira) ou na proximidade de líquidos.

3.3 Contraindicações

NÃO UTILIZE O PRODUTO, SE

- for portador de estimuladores cardíacos (pacemaker), desfibriladores implantados ou outros implantes eletrónicos ativos.
- sofrer de doenças endócrinas com controlo inadequado, tais como diabetes e problemas de tiroide.
- tem historial de cancro da pele ou de qualquer outro tipo de cancro ou tiver (tido) marcas de nascença pré-malignas.
- fez tratamento de radioterapia ou quimioterapia nos últimos 3 meses, ou tem áreas da pele com potenciais tumores malignos.
- tem o sistema imunitário debilitado devido a doenças imunossupressoras, como SIDA ou VIH, ou à toma de medicamentos imunossupressores.
- tomou isotretinoína (Accutane®) nos 6 meses anteriores à utilização do produto.
- tem um doença associada a fotossensibilidade, como porfíria, erupção polimórfica da luz, urticária solar lúpus, etc.
- sofre de epilepsia.
- está grávida ou a amamentar.

NÃO EFETUE O TRATAMENTO

- em áreas com implantes permanentes, como placas e parafusos de metal (exceto implantes dentários), implantes de silicone ou áreas com preenchimentos ou toxinas injetadas.
- em áreas para aplicação do produto onde a pele tenha feridas abertas, eczema, erupções cutâneas, psoríase, lesões de corte, psoríase, etc.
- em áreas com pele com pus ou irritada ou se tem um historial de cicatrizes, problemas de cicatrização de feridas ou pele sensível.
- em áreas com piercings ou outros objetos metálicos (por ex., em titânio).
- Se foi operado 3 meses antes da utilização deste produto.

Consulte um médico, antes de continuar a utilizar este produto, se tiver um efeito secundário inesperado, como comichão na pele, nas primeiras 48 horas depois da utilização.

ACONSELHE-SE JUNTO DO SEU MÉDICO, SE

- sofre de Couperose ou Rosácea.
- historial de doenças estimuladas pelo calor, como o herpes simples recorrente simplex recorrente, em zonas de utilização deste produto. Se for o caso, pode utilizar este produto seguindo um regime profilático.
- tiver aplicado na pele medicamentos com receita médica, nos últimos 6 meses.
- sofrer de doenças de pele, queiloide ou dificuldade de cicatrização.
- padecer de outros problemas de saúde que, na opinião do seu médico ou dermatologista, impeçam a utilização segura deste produto.

PT

4 Verificar o produto e o volume de fornecimento

AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir.
1. Retirar o produto da embalagem.
 2. Verifique se o volume de fornecimento está completo (ver **fig. A**).
 3. Verificar se o produto ou os componentes estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser usado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

5 Características do produto

5.1 Vários adaptadores

O produto dispõe de uma plataforma RF **1**. Integra tecnologia de infravermelhos (IV), tecnologia de luz LED e energia de radiofrequência bipolar (RF), para promover o rejuvenescimento da pele.

O produto é fornecido com os adaptadores seguintes, que servem para melhorar a estrutura da pele:

Adaptador RF **5**: esta extensão da plataforma RF é ideal para uma utilização eficiente em áreas maiores (por ex., bochechas ou pescoço).

Adaptador EEM **6**: gera microcorrentes para estimular os movimentos dos músculos, promove a circulação sanguínea e elimina inchaços. A abreviatura EEM significa "eletroestimulação muscular". O adaptador é ideal para a utilização eficaz em áreas maiores (por ex., bochechas ou linha do queixo).

5.2 Funções de segurança

O produto está equipado com funções de segurança que protegem a pele do aquecimento mais intenso.

Sensor de temperatura e estabilizador de temperatura: O sensor de temperatura regista a temperatura da pele. O estabilizador de temperatura assegura que, consoante o nível de intensidade energética selecionado (1–4, entre 40 e 43 °C), o fornecimento de energia RF seja automaticamente interrompido até que a pele arrefeça o suficiente para que a energia possa ser novamente fornecida. Isto vai proteger a pele de um aquecimento demasiado forte.

Sensor de movimentos: Garante que a energia RF só é emitida quando o produto é deslocado sobre a pele.

Desligamento automático: O produto desliga automaticamente, depois de 15 minutos de funcionamento, com ou sem adaptador.

6 Carregar

AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Não carregue o aparelho na proximidade de materiais potencialmente inflamáveis (por ex., colchões, mantas ou madeira) ou na proximidade de líquidos.



- Carregue completamente o produto antes da primeira utilização do produto e se o nível de carga da bateria for baixo.
- Quando a carga da bateria está fraca, a luz de controlo Bateria/Adaptador acende-se a laranja durante o funcionamento. Carregue o produto.
- Se armazenar o produto durante um período longo, é necessário verificar o nível da bateria e carregar regularmente o produto.
- Também pode utilizar o produto com a unidade de alimentação ligada à rede elétrica.

1. Insira a ficha de ligação **14** da unidade de alimentação **13** na tomada de carga **10** do produto.
2. Ligue a ficha de rede **11** correta (2 ou 3 pinos) à unidade de alimentação. Para instalar, insira a ficha de rede na unidade de alimentação e rode-a no sentido do símbolo Bloquear (🔒) até engatar. Para retirar, mantenha o botão de desbloqueio **12** premido e rode a ficha de rede no sentido do símbolo Desbloquear (🔓), até conseguir retirá-lo da unidade de alimentação.
3. Ligue a unidade de alimentação a uma tomada. O processo de carga inicia-se automaticamente. A luz de controlo Bateria/Adaptador **8** fica laranja intermitente, quando está a carregar, e acende a verde assim que o processo de carga termina.
4. Retire a unidade de alimentação da tomada e a ficha de ligação da tomada de carga do produto.

7 Operação



- Antes de usar pela primeira vez, deve-se limpar todos os componentes do produto conforme descrito no capítulo “Limpeza”.
- Antes de utilizar, leia o capítulo “Recomendações sobre a utilização do produto”.

7.1 Preparação

1. Antes de utilizar, carregue o produto completamente (ver capítulo “Carregar”).
Também pode utilizar o produto com a unidade de alimentação 13 ligada à rede elétrica.
2. Quando necessário, insira o adaptador RF 5 ou o adaptador EEM 6 na plataforma RF 1.
Utilize o adaptador RF para o tratamento eficaz de áreas maiores (por ex., bochechas ou pescoço).
Utilize o adaptador EEM para estimulação muscular, com ajuda de microcorrente.
Para colocar o adaptador pretendido, prima ligeiramente a plataforma RF até engatar (ver **fig. B**). Certifique-se de que a marcação triangular, na parte de trás do adaptador está virada para cima.
Para remover o adaptador, puxe-o com cuidado até que se solte da plataforma RF.
3. A sua pele deve estar limpa e seca. Certifique-se de que retirou todas as suas joias.
4. Aplique uma fina camada de gel à base de água na superfície de tratamento do produto ou do adaptador.
O gel à base de água proporciona condutividade e permite que o produto deslize facilmente sobre a pele. Para uma utilização segura e eficiente do produto, recomendamos a utilização do gel Silk'n Slider.

7.2 Utilização do produto sem adaptador (para áreas mais pequenas)

1. Para ligar o produto, mantenha a tecla de controlo (⏻) 9 premida.
O produto liga no nível de intensidade energética 1. Acende a luz de controlo do primeiro indicador de intensidade energética 7.
2. Mantenha o produto na pele, movendo-o suavemente com movimentos de massagem.
Certifique-se de que os elétrodos 2 estão em contacto com a sua pele.
Os LED 3 e a lâmpada de radiação quase infravermelha (IV) 4 também estão em funcionamento.
3. Quando pretender mudar o nível de intensidade energética, prima novamente a tecla de controlo (⏻).
Quando mudar o nível de intensidade energética, o produto não pode estar em contacto com a pele.
O produto percorre os diferentes níveis de intensidade energética, sucessivamente (1–4). No processo, acendem as respetivas luzes de controlo dos diferentes níveis de intensidade energética. Quando o aparelho alcança o nível de intensidade energética 4, se for novamente premida a tecla de controlo (⏻), o produto alterna para o nível de intensidade energética 1.
Sentirá a temperatura da pele aumentar à medida que aumenta o nível de intensidade energética. Durante o tratamento, é possível que a pele fique ligeiramente vermelha. Isto é perfeitamente normal e não é motivo de preocupação.

Utilizar o nível de intensidade energética mais alto permite obter os melhores resultados, no entanto, é importante definir o nível de intensidade energética mais confortável para o utilizador. Se não se sentir confortável, opte pelo nível de intensidade energética mais baixo.

4. Certifique-se de que possui sempre gel suficiente na superfície de tratamento do produto ou do adaptador, durante o tratamento.
5. Aplique o produto em pequenas áreas (por ex., no sulco nasolabial ou entre as sobrancelhas) durante pelo menos 3 minutos de cada vez.

Não deixe o produto num único ponto da pele. Mantenha o produto em movimento, cobrindo toda a área de tratamento. Isto permite evitar o sobreaquecimento da pele e reduz a possibilidade de qualquer efeito adverso.

7.3 Utilização do produto com o adaptador RF (para áreas maiores)

1. Para ligar o produto, mantenha a tecla de controlo (⏻) 9 premida.
O produto liga no nível de intensidade energética I. Acende a luz de controlo do primeiro indicador de intensidade energética 7.
Se luz de controlo Bateria/Adaptador 8 acender a verde durante a utilização, significa que o adaptador está colocado corretamente. Se a luz de controlo ficar verde intermitente, significa que o adaptador não está corretamente colocado. Se for esse o caso, coloque corretamente o adaptador.
2. Mantenha o produto na pele, movendo-o suavemente com movimentos de massagem. Certifique-se de que os elétrodos 2 estão em contacto com a sua pele. Os LED 3 e a lâmpada de radiação quase infravermelha (IV) 4 também estão em funcionamento.
3. Utilize o produto, seguindo os passos 3 e 4, descritos no capítulo 7.2.
4. Aplique o produto em grandes áreas (por ex., nas bochechas ou no pescoço), no mínimo, 5 minutos por área.

Não deixe o produto num único ponto da pele. Mantenha o produto em movimento, cobrindo toda a área de tratamento. Isto permite evitar o sobreaquecimento da pele e reduz a possibilidade de qualquer efeito adverso.

7.4 Utilização do produto com o adaptador EEM

1. Consulte o passo 1, no capítulo 7.3, para se certificar que o adaptador EEM está corretamente instalado.
2. Mantenha o produto na pele, movendo-o com movimentos lineares. Certifique-se de que os elétrodos 2 estão em contacto com a sua pele.
Durante a utilização do adaptador EEM, os LED 3 e a lâmpada de radiação quase infravermelha (IV) 4 não estão em funcionamento.
3. Se necessário, prima novamente a tecla de controlo (⏻) 9, para mudar o nível de intensidade energética.

Quando mudar o nível de intensidade energética, o produto não pode estar em contacto com a pele.

O produto percorre os diferentes níveis de intensidade energética, sucessivamente (1–4). No processo, acendem as respetivas luzes de controlo dos diferentes níveis de intensidade energética. Quando o aparelho alcança o nível de intensidade energética 4, se for novamente premida a tecla de controlo (⏻), o produto alterna para o nível de intensidade energética I.

Vai sentir impulsos elétricos fracos que provocam contrações dos músculos faciais. Utilizar o nível de intensidade energética mais alto permite obter os melhores resultados, no entanto, é importante definir o nível de intensidade energética mais confortável para o utilizador. Se não se sentir confortável, opte pelo nível de intensidade energética mais baixo.

4. Certifique-se de que possui sempre gel suficiente no adaptador, durante o tratamento.
5. Aplique o produto em grandes áreas (por ex., nas bochechas ou linha do queixo), no mínimo, 5 minutos por área.

Não deixe o produto num único ponto da pele. Mantenha o produto em movimento, cobrindo toda a área de tratamento.

PT

7.5 Depois de utilizar

1. Depois de utilizar, mantenha a tecla de controlo (b) 9 premida, para desligar o produto.
Se for o caso, desligue a unidade de alimentação 13 da rede elétrica.
2. Remova eventuais resíduos de gel à base de água da sua pele. Em seguida, lave a pele com água morna.
3. Seque a pele com uma toalha de mão e coloque creme de rosto, para acalmar e hidratar a pele.
4. Limpe o produto em profundidade, depois de utilizar (ver capítulo “Limpeza”).

8 Recomendações sobre a utilização do produto

8.1 Âmbito de aplicação

ATENÇÃO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Não olhe diretamente para a luz emitida pelo produto. Feche os olhos, ao usar o produto na zona dos olhos.

Área	Objetivo
Testa (incluindo área entre as sobrancelhas)	Reduzir as rugas
Bochechas, lado esquerdo e direito (incluindo zona dos olhos, mas não sobrancelhas)	Reduzir as rímulas e dar volume
Pescoço	Reduzir rugas no pescoço

8.2 O que esperar durante e após a utilização

- É expectável sensação de calor devido à energia RF.
- Durante a utilização do adaptador EEM 6, é expectável uma ligeira sensação de formigamento em resultado da corrente elétrica.
- Após a utilização, pode experienciar ligeira vermelhidão ou inchaço. Estes efeitos deverão desaparecer ao final de algumas horas, o mais tardar no prazo de um dia.

8.3 Plano de aplicação

- Comece o tratamento no nível de intensidade energética I e aumente para o nível imediatamente a seguir assim que sentir que está confortável em fazê-lo.
- Aplique o produto em grandes áreas (por ex., nas bochechas ou no pescoço), no mínimo, 5 minutos por área, ou, no caso das áreas mais pequenas (por ex., sulco naso-labial ou área entre as sobrancelhas), no mínimo 3 minutos por área.
- Utilize o produto duas vezes por semana, durante 10 semanas. Os primeiros resultados serão visíveis no final de 5 semanas ou 10 sessões.
- Depois, utilize o produto um vez a cada 2 semanas, para manter os resultados.
- Para que os resultados sejam duradouros, é importante utilizar o produto regularmente.

8.4 Possíveis efeitos secundários

Para evitar efeitos secundários, siga sempre as instruções e tenha em atenção toda as indicações de aviso e contraindicações. Consulte o seu médico se sentir quaisquer sintomas persistentes, incluindo dor, vermelhidão da pele, inchaço ou sensação de queimadura. Embora raros, podem ocorrer os seguintes efeitos secundários:

- Edema excessivo (inchaço) e eritema (vermelhidão): Caso estes sinais ocorram, use imediatamente um pano húmido frio para arrefecer a área durante, pelo menos, 10 minutos e aplique um creme contra queimaduras. Estas reações devem desaparecer em poucos dias.
- Dilatação dos capilares sanguíneos superficiais: Pode resultar em vermelhidão temporária durante alguns dias. Alguns capilares podem também apresentar manchas vermelhas que também reduzem com o tempo. Caso estes sinais ocorram, recomendamos que arrefeça imediatamente a área com água gelada.

9 Limpeza

ATENÇÃO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Desligue a unidade de alimentação da rede elétrica, antes de limpar o produto.

AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Nunca mergulhe o produto em água ou outros líquidos. Certifique-se de que nem água nem outros líquidos entrem na carcaça.
- Não use produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas metálicas ou de nylon, ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e similares.

1. Limpe o produto com um pano húmido. Certifique-se de que o produto está isento de resíduos do gel à base de água.
2. Seque bem o produto com um pano limpo, seco e macio.

10 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento.

- Armazenar o produto num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.
- Armazenar o produto de forma que seja inacessível para crianças.

11 Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenos erros que se pode consertar pessoalmente. Siga as instruções na tabela a seguir. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

Falha	Possível causa e solução
O produto não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que nem o produto nem a unidade de alimentação 13 apresentam defeitos e que a unidade de alimentação está corretamente ligada a uma tomada da alimentação elétrica.• Certifique-se de que o produto está suficientemente carregado, antes de o utilizar sem a unidade de alimentação.
Não se sente qualquer calor ou microcorrente durante a aplicação.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que os elétrodos 2 estão em contacto com a sua pele.
O adaptador 5 / 6 não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o adaptador está corretamente colocado no produto. Se o adaptador estiver corretamente colocado, a luz de controlo Bateria/Adaptador 8 acende a verde.
Pelo menos, uma luz de controlo pisca durante a utilização.	<ul style="list-style-type: none">• Ocorreu um erro durante o funcionamento. Desligue o produto e ligue-o novamente.

12 Dados técnicos

12.1 Informações gerais

Modelo:	H2501
Tensão nominal:	12 V
Capacidade da bateria:	4 000 mAh Lítio
Tipo de bateria:	1 × 4 000 mAh Lítio (recarregável)
Tecnologia:	Home Tightening™
LED (comprimento de onda):	630 nm ± 20 nm
IV (comprimento de onda):	780 nm ± 20 nm
RF	
Max. potência de saída:	20 W
Frequência de saída da unidade principal:	1 MHz ± 30 %
Frequência de saída do adaptador RF:	1 MHz ± 30 %

Pulso (adaptador EEM)

Frequência:	100 Hz ± 10 % (modo Lift); 2 Hz ± 10 % (modo Slap)
Tensão máx.:	10 W

Condições de transporte/armazenamento

Temperatura:	-40 a +70 °C
Humidade relativa do ar:	10–90 %
Pressão atmosférica:	500–1 060 hPa

Condições de funcionamento

Temperatura:	10 a 35 °C
Humidade relativa do ar:	30–75 %
Pressão atmosférica:	700–1 060 hPa

Peso

Unidade principal:	210 g
Adaptador RF:	45 g
Adaptador EEM:	55 g

Dimensões (C × L × A)

Unidade principal:	175 × 56 × 45 mm
Unidade principal + Adaptador RF:	189 × 71 × 61 mm
Unidade principal + Adaptador EEM:	189 × 71 × 66 mm

12.2 Unidade de alimentação

Número de modelo:	DZ024CHL120200H
Entrada:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Saída:	12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
Classe de proteção:	II

Dados publicados	Valor e exatidão	Unidade
Nome ou marca do fabricante, número de registo comercial e endereço:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, China	
Tensão de entrada:	100–240	V
Frequência da corrente de alimentação alternada:	50/60	Hz
Corrente de entrada:	0,8	A
Tensão de saída:	12,0	V
Corrente de saída:	2,0	A
Potência de saída:	24,0	w

Dados publicados	Valor e exatidão	Unidade
Eficiência média em funcionamento:	86,2	%
Eficiência com carga reduzida (10 %):	76,8	%
Consumo de corrente em vazio:	0,1	w

I3 Eliminação

I3.1 Eliminação da embalagem



Elimine, separadamente, os componentes da embalagem. Cartão e papelão devem ser entregues ao centro de recolha de papel usado, filmes devem ser enviados ao centro de recolha de materiais recicláveis.

I3.2 Descarte do produto

(Aplicável na União Europeia e em outros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



Os aparelhos velhos não devem ser descartados com o lixo doméstico!

Se o produto não puder mais ser usado, **descarte-o de acordo com os regulamentos vigentes em seu estado ou país.** Isso garante que os aparelhos velhos sejam devidamente reciclados e que sejam evitados efeitos negativos sobre o ambiente. Portanto, equipamentos elétricos e eletrónicos são marcados com o símbolo mostrado aqui.

As baterias e pilhas usadas não devem ser descartadas no lixo doméstico!



Na qualidade de consumidor final, tem a obrigação legal de entregar todas as pilhas e pilhas recarregáveis – independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas* – num ponto de recolha local/municipal ou junto de um representante comercial/revendedor, para assegurar que estas são eliminadas de modo ambientalmente correto.

Entregue o produto completo (incluindo a bateria) no ponto de recolha da sua zona e certifique-se de que a bateria está descarregada!

* identificado com: Cd = Cádmió, Hg = Mercúrio, Pb = Chumbo

I4 Informações sobre a garantia

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

I5 Serviço de assistência ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: www.silkn.eu. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em www.silkn.eu como PDF.

Número de serviço: +31 (0)180-330550

Email: info@silkn.eu

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

DA Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

Silk'n Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silk'n Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene
www.silkn.eu – info@silkn.e

Indholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatdele	135
2	Generelt	135
2.1	Læs og opbevar brugsanvisningen	135
2.2	Symbolforklaring	135
3	Sikkerhed	136
3.1	Forskriftsmæssig brug	136
3.2	Sikkerhedsoplysninger	136
3.3	Kontraindikationer	138
4	Kontroller produkt og indhold	140
5	Produktegenskaber	140
5.1	Forskelligt tilbehør	140
5.2	Sikkerhedsfunktioner	140
6	Opladning	140
7	Betjening	141
7.1	Forberedelse	141
7.2	Brug af produktet uden tilbehør (til mindre områder)	142
7.3	Brug af produktet med RF-tilbehøret (til større områder)	142
7.4	Brug af produktet med EMS-tilbehøret	143
7.5	Efter anvendelsen	143
8	Anbefalinger til brug af produktet	143
8.1	Anvendelsesområde	143
8.2	Hvad kan man forvente under og efter brug	144
8.3	Anvendelsesplan	144
8.4	Mulige bivirkninger	144
9	Rengøring	144
10	Opbevaring	145
11	Fejlfinding	145
12	Tekniske data	145
12.1	Generelt	145
12.2	Strømadapter	146
13	Bortskaffelse	147
13.1	Bortskaf emballage	147
13.2	Bortskaf produkt	147
14	Garantiinformationer	147
15	Kundeservice	147

I Leveringsomfang/apparatdele

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 RF-anvendelsesområde | 8 Indikatorlampe for batteri/tilbehør |
| 2 Elektroder | 9 Indstillingsknap (⏻) |
| 3 LED'er (lysdioder) | 10 Opladertilslutning |
| 4 Nær-infrarøde lampe (IR) | 11 Strømsstik, 2× |
| 5 RF-tilbehør | 12 Udløserknap |
| 6 EMS-tilbehør | 13 Strømadapter |
| 7 Energiniveauisning, 4× | 14 Tilslutningsstik |

2 Generelt

2.1 Læs og opbevar brugsanvisningen



Denne brugsanvisning tilhører denne FaceTite MultiPlatform (herefter benævnt „Produkt“). Den indeholder vigtige oplysninger til ibrugtagningen og brugen.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for sikkerhedsoplysningerne. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU og Storbritannien. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer om håndteringen og brugen.



Læs brugsanvisningen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Dette symbol markerer elektriske apparater af beskyttelsesklasse II.



ADVARSEL: Anvend ikke produktet i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der er fyldt med vand.



Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnet til brug i hjemmet (i tørre indendørsrum).



Jævnstrøm.



Vekselstrøm.



Det internationale efficiensmærke angiver, at strømforsyningen opfylder kravene til Trin VI.



Produkter mærket med dette symbol har en positiv polaritet. De må kun tilsluttes produkter, der også har positiv polaritet.



Stop med at bruge strømadapteren, og bortskaf den, hvis den er beskadiget, eller benene er bøjedede.

ta

Omgivelsestemperatur (strømadapter).



Testmærket bekræfter, at produktet overholder nationale og internationale standarder.

3 Sikkerhed

3.1 Forskriftsmæssig brug

Produktet er udviklet til at forbedre hudens udseende, opnå en opstrammende effekt, stimulere ny kollagendannelse og understøtte reduktionen af synlige rynker. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervmæssig anvendelse. Produktet er ikke et medicinsk udstyr og er ikke beregnet til at behandle nogen sygdom. Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskader. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

3.2 Sikkerhedsoplysninger

⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Tilslut kun produktet, hvis netspændingen i stikkontakten stemmer overens med dataene på typeskiltet på strømadapteren.
- Tilslut kun strømadapteren til en nemt tilgængelig stikkontakt, så du hurtigt kan frakoble den fra strømforsyningen, hvis der opstår et problem.
- Den medfølgende strømadapter må ikke tilsluttes til andre enheder end produktet. Brug det ikke til andre formål.
- Brug ikke produktet eller strømadapteren, hvis de er beskadigede eller defekte. Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes af producenten eller kundeservice for at undgå risici.
- Anvend aldrig strømadapteren, hvis dens kabel eller stik er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den er blevet nedsænket i vand.

- Åbn ikke kabinettet, men overlad reparationen til fagfolk. Henvend dig i den forbindelse til kundeservice. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening bortfalder hæftelses- og garantikrav.
- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette produkt findes der elektriske og metalliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Produktet og strømadapteren må ikke nedsænkes vand eller andre væsker.
- Placer ikke produktet eller strømadapteren på en sådan måde, at de kan falde ned i et badekar eller en håndvask. De er ikke vandtætte.
- Grib ikke efter produktet, efter det er faldet i vandet. Tag straks strømadapteren ud af stikkontakten, før du rører ved produktet. Hvis du ikke afbryder strømtilførelsen til produktet, kan der opstå et elektrisk stød.
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når det rengøres, eller hvis der er opstået en fejl. Frakobl altid strømadapteren fra strømforsyningen, når du ikke oplader produktet.
- Rør aldrig ved produktet eller strømadapteren med våde eller fugtige hænder.
- Indsæt ikke genstande i kabinettet.
- Træk ikke strømadapteren ud af stikkontakten vha. kablet, tag derimod altid fat på selve strømadapteren. Transporter, træk eller bær aldrig produktet i kablet.
- Hold produktet og strømadapteren væk fra åben ild og varme overflader.
- Udlæg kablet således, at man ikke kan falde over det.
- Bøj ikke kablet sammen, og vikl det ikke omkring strømadapteren. Kablet må ikke placeres over skarpe kanter.
- Anvend kun produktet indendørs.
- Oplad kun produktet til temperaturer mellem 10 og 35 °C.
- Benyt ikke produktet sammen med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Produktet og alle dets komponenter må ikke bruges af følgende personer: Børn, voksne med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykologiske evner, personer, der mangler erfaring eller viden om, hvordan man bruger produktet sikkert, og personer, som ikke forstår farerne forbundet med at bruge produktet.

- Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Hold børn væk fra produktet og strømadapteren.
- Lad ikke produktet være uden opsyn, mens det er tilsluttet til en stikkontakt.
- Sikr, at børn ikke leger med plastemballagen. De kan hænge fast i den under leg og kvæles i den.
- Brug kun det tilbehør, der følger med produktet.
- Ved utilsigtet brug kan der sive væske ud af batteriet – undgå kontakt med den. Væske, der siver ud af batterier, kan medføre irriteringer eller ætsninger.
- Hvis hud, øjne eller slimhinder kommer i kontakt med batterivæske, så vask og skyl straks de berørte steder med rent vand. Kontakt eventuelt en læge.
- Batterier må ikke ødelægges, kortsluttes eller smides ind i åben ild. Produktet indeholder et batteri, som ikke kan udskiftes.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Placer produktet på en let tilgængelig, jævn, tør, varmebestandig og tilstrækkelig stabil overflade. Placer ikke produktet på kanten af overfladen.
- Produktet er konstrueret og testet i overensstemmelse med radiofrekvenskrav. Der kan dog forekomme elektromagnetisk interferens eller andre forstyrrelser. Ændring af produktets placering kan hjælpe med at eliminere interferens.
- Hold produktet, strømadapteren og tilbehørsdele væk fra varme overflader.
- Prøv aldrig at rengøre produktet ved at dykke det ned i vand, og rengør det ikke med en dampenser.
- Oplad ikke enheden på eller i nærheden af potentielt brændbare materialer (f.eks. madrasser, tæpper eller træ) eller i nærheden af væsker.

3.3 Kontraindikationer

ANVEND IKKE PRODUKTET, HVIS

- du har en pacemaker, indopereret defibrillator eller et andet aktivt elektronisk implantat.
- du har dårligt kontrollerede endokrine lidelser som f.eks. diabetes og problemer med skjoldbruskkirtlen.
- du i øjeblikket har, eller har haft hudkræft, en anden kræftsygdom eller præmaligne modermærker.

- du har fået strålebehandling eller har modtaget kemoterapi inden for de sidste 3 måneder, eller områder af din hud har potentielt maligne tumorer.
- dit immunsystem er svækket på grund af immunsuppressive sygdomme som AIDS eller HIV eller at tage immunsuppressiv medicin.
- du har brugt isotretinoin (Accutane®) inden for de sidste 6 måneder, før du bruger dette produkt.
- du har en lysfølsomhedsrelateret sygdom som porfyri, polymorf fotodermatose (PLD), fotourticaria, lupus osv.
- du lider af epilepsi.
- du er gravid eller ammer.

DA

FORETAG IKKE BEHANDLING PÅ OMRÅDER, HVOR

- der er permanente implantater som f.eks. metalplader og skruer (undtagelse: orale implantater), silikoneimplantater eller injiceret fyld eller giftstoffer.
- der er sår, eksem, udslæt, åbne snitsår, skrammer, læsioner, psoriasis osv.
- huden er purulent eller betændt, eller hvor du tidligere har haft arvækst, sårhelingsproblemer eller følsom hud.
- der er piercinger eller andre metalgenstande (f.eks. lavet af titanium).
- der inden for de sidste 3 måneder er opereret.

Kontakt en læge, før du fortsætter med at bruge produktet, hvis der opstår uventede bivirkninger, som f.eks. kløe, inden for de første 48 timer efter brug.

SØG RÅD HOS DIN LÆGE, HVIS DU

- lider af couperose eller rosacea.
- tidligere har haft sygdomme som herpes simplex i det område, der skal behandles, som stimuleres af varme. Hvis dette er tilfældet, kan du stadig bruge dette produkt efter passende profylaktisk behandling.
- har brugt medicin ordineret af en læge på din hud inden for de sidste 6 måneder.
- lider af hudsygdomme, arvevækst eller sårhelingsproblemer.
- har andre medicinske tilstande, som efter din læges eller hudlæges mening udelukker sikker brug af dette produkt.

4 Kontroller produkt og indhold

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.
1. Tag produktet ud af emballagen.
 2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
 3. Kontrollér, om produktet eller enkeltdele er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet. Henvend dig til vores kundeservice.

5 Produktegenskaber

5.1 Forskelligt tilbehør

Produktet har et RF-anvendelsesområde **1**. Det understøtter hudforyngelse ved hjælp af en kombination af infrarød teknologi (IR), LED-lysteknologi og bipolar radiofrekvensenergi (HF).

Følgende tilbehør medfølger for at forbedre hudens udseende:

RF-tilbehør **5**: Denne udvidelse af RF-anvendelsesområdet er ideel til effektiv anvendelse på større områder (f.eks. kinder eller hals).

EMS-tilbehør **6**: Dette tilbehør bruger mikrostrøm til at skabe muskelbevægelser, fremme blodcirkulationen og eliminere hævelse. Forkortelsen EMS står for elektrisk muskelstimulering. Tilbehøret bruges til mere effektivt at behandle større områder (f.eks. kinder eller kæbeparti).

5.2 Sikkerhedsfunktioner

Produktet er udstyret med sikkerhedsfunktioner, der beskytter din hud mod overdreven opvarmning.

Temperaturføler og varmeregulator: Temperatursensoren registrerer hudens temperatur. Varmeregulatoren sørger for, at der - afhængigt af det valgte energiniveau (1–4, mellem 40 og 43 °C) – ikke automatisk frigives mere RF-energi, før huden er kølet tilstrækkeligt ned til, at der igen kan tilføres energi. Dette beskytter huden mod overdreven opvarmning.

Bevægelsessensor: Sørger for, at RF-energien kun frigives, når produktet bevæges hen over huden.

Automatisk slukning: Produktet slukker automatisk efter 15 minutters brug med eller uden tilbehør.

6 Opladning

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Oplad ikke enheden på eller i nærheden af potentielt brændbare materialer (f.eks. madrasser, tæpper eller træ) eller i nærheden af væsker.



- Oplad produktet fuldstændigt før første ibrugtagning og ved svagt batteri.
- Hvis batteriet er svagt, lyser indikatorlampen for batteri/tilbehør orange under drift. Oplad produktet.
- Hvis produktet opbevares i længere tid, skal batteriniveauet kontrolleres, og produktet oplades regelmæssigt.
- Produktet kan også betjenes via strømadapteren tilsluttet strømforsyningen.

1. Sæt tilslutningsstikket **14** på strømadapteren **13** ind i opladertilslutningen **10** på produktet.
2. Tilslut et passende strømstik **11** (2 eller 3 ben) til strømadapteren.
For at installere skal du sætte strømstikket i strømadapteren og dreje det mod låsesymbolet (🔒), indtil det klikker på plads.
For at fjerne, tryk og hold udløserknappen **12** og drej strømstikket mod udløsesymbolet (🔓), indtil det kan fjernes fra strømadapteren.
3. Stik strømadapteren ind i en stikkontakt til opladning.
Opladningen starter automatisk. Indikatorlampen for batteri/tilbehør **8** blinker orange under opladning og lyser grønt, når opladningen er færdig.
4. Efter opladning skal du frakoble strømadapteren fra strømforsyningen og trække tilslutningsstikket ud af produktets opladertilslutning.

DA

7 Betjening



- Rengør alle dele af produktet inden den første brug som beskrevet i kapitlet "Rengøring".
- Læs før brug kapitlet „Anbefalinger til brug af produktet“.

7.1 Forberedelse

1. Oplad produktet helt før brug (se kapitlet „Opladning“).
Du kan også betjene produktet ved at bruge strømforsyningen tilsluttet strømadapteren **13**.
2. Hvis det ønskes, indsæt RF-tilbehøret **5** eller EMS-tilbehøret **6** på RF-anvendelsesområdet **1**.
Brug RF-tilbehøret til mere effektiv påføring på større områder (f.eks. kinder eller hals).
Brug EMS-tilbehøret til at stimulere musklerne ved hjælp af mikrostrøm.
For at fastgøre det ønskede tilbehør skal du trykke det let på RF-anvendelsesområdet, indtil det klikker på plads (se **ill. B**). Sørg for, at det trekantede mærke på bagsiden af tilbehøret vender opad.
For at fjerne tilbehøret skal du forsigtigt trække i det, indtil det adskilles fra RF-anvendelsesområdet.
3. Din hud skal være ren og tør. Sørg for, at du har fjernet alle smykker.
4. Påfør et tyndt lag vandbaseret gel på anvendelsesområdet for produktet eller tilbehøret.
Den vandbaserede gel sørger for ledningsevne og tillader produktet at glide let hen over huden. For optimal, sikker og effektiv brug af produktet anbefaler vi at bruge Silk'n Slider Gel.

7.2 Brug af produktet uden tilbehør (til mindre områder)

1. Tryk og hold indstillingsknappen (⏻) **9** nede, for at tænde for produktet. Produktet kører på energiniveau 1. Indikatorlampen for den første energiniveauvisning **7** lyser.
2. Hold produktet mod din hud og flyt det hen over det i blide, massagelignende bevægelser. Sørg for, at elektroderne **2** er i kontakt med din hud. LED'erne **3** og de nær-infrarøde lamper (IR) **4** er også i drift.
3. Hvis det ønskes, skal du trykke på indstillingsknappen (⏻) igen for at ændre energiniveauet. Produktet må ikke komme i kontakt med din hud når energiniveauet ændres. Produktet gennemgår de forskellige energiniveauer (1–4) efter hinanden. Samtidig lyser de respektive energiniveauindikatorlamper: Hvis enheden kører på energiniveau 4, og du trykker på indstillingsknappen (⏻) igen, skifter produktet tilbage til energiniveau 1. Som du vil bemærke, stiger den respektive temperatur også med højere energiniveauer. Din hud kan blive lidt rød under anvendelsen. Dette er helt normalt og giver ingen grund til bekymring. Du opnår de bedste resultater med det højeste energiniveau. Det er dog vigtigt, at anvendelsen føles behagelig for dig på det valgte energiniveau. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du vælge et lavere energiniveau.
4. Sørg for, at der altid er nok gel på produktets anvendelsesområde eller på tilbehøret under brug.
5. Anvend produktet på små områder (f.eks. de nasolabiale folder eller mellem øjenbrynene) i mindst 3 minutter hver. Lad ikke produktet hvile på et enkelt område af huden. Bevæg det altid hen over hele området. Dette forhindrer huden i at blive for varm og andre potentielle bivirkninger.

7.3 Brug af produktet med RF-tilbehøret (til større områder)

1. Tryk og hold indstillingsknappen (⏻) **9** nede, for at tænde for produktet. Produktet kører på energiniveau 1. Indikatorlampen for den første energiniveauvisning **7** lyser. Indikatorlampen for batteri/tilbehør **8** lyser grønt under brug for at indikere, at tilbehøret er fastgjort korrekt. Hvis tilbehøret ikke er fastgjort korrekt, blinker denne indikatorlampe grønt. Hvis dette er tilfældet, skal du anbringe tilbehøret korrekt.
2. Hold produktet mod din hud og flyt det hen over det i blide, massagelignende bevægelser. Sørg for, at elektroderne **2** er i kontakt med din hud. LED'erne **3** og de nær-infrarøde lamper (IR) **4** er også i drift.
3. Brug produktet som beskrevet i trin 3 og 4 i kapitel 7.2.
4. Påfør produktet på større områder (f.eks. kinder eller hals) i mindst 5 minutter hver. Lad ikke produktet hvile på et enkelt område af huden. Bevæg det altid hen over hele området. Dette forhindrer huden i at blive for varm og andre potentielle bivirkninger.

7.4 Brug af produktet med EMS-tilbehøret

1. Se trin 1 i kapitel 7.3 for information om, hvordan du sikrer, at EMS-tilbehøret er påsat korrekt.
2. Hold produktet mod din hud og flyt det hen over det i lineære bevægelser. Sørg for, at elektroderne **2** er i kontakt med din hud.
LED'erne **3** og nær-infrarøde lamper (IR) **4** er ikke i drift, når EMS-tilbehøret bruges.
3. Tryk evt. på indstillingsknappen (**⏻**) **9** igen for at ændre energiniveauet.
Produktet må ikke komme i kontakt med din hud når energiniveauet ændres.
Produktet gennemgår de forskellige energiniveauer (1–4) efter hinanden. Samtidig lyser de respektive energiniveauindikatorlamper. Hvis enheden kører på energiniveau 4, og du trykker på indstillingsknappen (**⏻**) igen, skifter produktet tilbage til energiniveau 1.
Du vil bemærke, hvordan svage elektriske impulser forårsager sammentrækninger i dine ansigtsmuskler.
Du opnår de bedste resultater med det højeste energiniveau. Det er dog vigtigt, at anvendelsen føles behagelig for dig på det valgte energiniveau. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du vælge et lavere energiniveau.
4. Sørg for, at der altid er nok gel på tilbehøret under anvendelsen.
5. Anvend produktet på større områder (f.eks. kinder eller kæbekant) i mindst 5 minutter hver.
Lad ikke produktet hvile på et enkelt område af huden. Bevæg det altid hen over hele området.

7.5 Efter anvendelsen

1. Efter brug skal du trykke på og holde indstillingsknappen (**⏻**) **9** nede for at slukke for produktet.
Hvis den er tilsluttet, skal du frakoble strømadapteren **13** fra strømforsyningen.
2. Fjern eventuelle rester af den vandbaserede gel fra din hud. Skyl derefter din hud med lunkent vand.
3. Dup huden tør med et håndklæde, og påfør en ansigtscreme for at berolige og fugte huden.
4. Rengør produktet grundigt efter brug (se kapitel „Rengøring“).

8 anbefalinger til brug af produktet

8.1 Anvendelsesområde

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Se ikke direkte på det lys, der udsendes af produktet. Luk øjnene, når du anvender produktet i øjenområdet.

Område	Formål
Pande (inklusive området mellem øjenbrynene)	Reduktion af rynker
Venstre og højre kind (inklusive øjenområdet, men eksklusive øjenlåg)	Reduktion af rynker og volumenopbygning
Hals	Reduktion af rynker på halsen

8.2 Hvad kan man forvente under og efter brug

- På grund af RF-energien opstår der mærkbar opvarmning.
- Når du bruger EMS-tilbehøret **6** vil du føle en let prikkende fornemmelse forårsaget af den elektriske strøm.
- Efter anvendelsen kan der opstå en let rødmen eller hævelse. Dette bør forsvinde igen inden for et par timer, men højst inden for et døgn's tid.

8.3 Anvendelsesplan

- Start anvendelsen med energiniveau 1 og det højeste energiniveau, så længe du synes, at anvendelsen er behagelig.
- Anvend produktet i mindst 5 minutter ad gangen på større områder (f.eks. kinder eller hals) eller i mindst 3 minutter ad gangen på mindre områder (f.eks. nasolabiale folder eller mellem øjenbrynene).
- Anvend produktet to gange om ugen i 10 uger. De første synlige resultater vises efter 5 uger eller 10 sessioner.
- Brug derefter produktet en gang hver 2. uge for at bevare resultaterne.
- For at resultaterne holder, er det vigtigt at bruge produktet regelmæssigt.

8.4 Mulige bivirkninger

For at undgå bivirkninger skal du altid følge instruktionerne og være opmærksom på alle advarsler og kontraindikationer. Kontakt din læge, hvis du har vedvarende symptomer som smerte, rødmen i huden, hævelse eller brændende fornemmelse osv.

Selvom det er sjældent, kan følgende bivirkninger forekomme:

- Overdrevne ødemer (hævelse) og erytème (rødmen): Hvis dette sker, skal du afkøle det berørte område med en kold, fugtig klud i mindst 10 minutter og derefter påføre en creme lindrende virkning på forbrændt hud. Symptomerne bør aftage inden for få dage.
- Udvidelse af de overfladiske blodkapillærer: Dette kan forårsage midlertidig rødmen, der varer i et par dage. Nogle af kapillærene kan også have røde pletter, som bør aftage med tiden. Hvis disse symptomer opstår, skal du straks afkøle de berørte områder med koldt vand.

9 Rengøring

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Frakobl altid strømadapteren fra strømforsyningen før rengøring af produktet.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Produktet må aldrig dykkes ned i vand eller andre væsker. Sørg for, at der hverken kommer vand eller andre væsker ind i kabinettet.
- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler, børster med metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende.

1. Rengør produktet med en fugtig klud. Sørg for, at produktet er fri for vandbaserede gelrester.
2. Tør produktet grundigt af med en ren, tør, blød klud.

10 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre.

- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, som beskytter mod varme temperaturer og direkte sollys.
- Opbevar produktet på en sådan måde, at det er utilgængeligt for børn.

DA

11 Fejlfinding

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at sikre dig, at hverken produktet selv eller strømadapteren 13 er beskadiget, samt at strømadapteren er tilsluttet korrekt til en stikkontakt. • Sørg for, at produktet er tilstrækkeligt opladet, hvis det ikke drives via strømadapteren.
Ingen varme eller mikrostrøm er mærkbar under anvendelsen.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at elektroderne 2 er i kontakt med din hud.
Tilbehøret 5 / 6 virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at tilbehøret er korrekt fastgjort til produktet. Hvis tilbehøret er korrekt fastgjort, lyser indikatorlampen for batteri/tilbehør 8 grønt.
Mindst én indikatorlampe blinker under brug.	<ul style="list-style-type: none"> • Der opstod en fejl under drift. Sluk for produktet og tænd det igen.

12 Tekniske data

12.1 Generelt

Model:	H2501
Nominel spænding:	12 V
Batterikapacitet:	4 000 mAh Lithium
Batteritype:	1 × 4 000 mAh, Litium (genopladelig)
Teknologi:	Home Tightening™
LED'er (bølgelængde):	630 nm ± 20 nm
IR (bølgelængde):	780 nm ± 20 nm
RF	
Maks. udgangseffekt:	20 W
Hovedenhedens udgangsfrekvens:	1 MHz ± 30 %
RF-tilbehørets udgangsfrekvens:	1 MHz ± 30 %

Puls (EMS-tilbehør)

Frekvens: 100 Hz ± 10 % (Lift-tilstand);
2 Hz ± 10 % (Slap-tilstand)

Maks. spænding: 10 W

Transport-/opbevaringsbetingelser

Temperatur: -40 til +70 °C

Relativ luftfugtighed: 10–90 %

Atmosfærisk tryk: 500–1 060 hPa

Driftsbetingelser

Temperatur: 10 til 35 °C

Relativ luftfugtighed: 30–75 %

Atmosfærisk tryk: 700–1 060 hPa

Vægt

Hovedenhed: 210 g

RF-tilbehør: 45 g

EMS-tilbehør: 55 g

Mål (L × B × H)

Hovedenhed: 175 × 56 × 45 mm

Hovedenhed + RF-tilbehør: 189 × 71 × 61 mm

Hovedenhed + EMS-tilbehør: 189 × 71 × 66 mm

DA

12.2 Strømadapter

Modelnummer: DZ024CHLI 20200H

Indgang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A

Udgang: 12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W

Beskyttelsesklasse: II

Offentliggjorte data	Værdi og præcision	Enhed
Producentens navn eller mærke, handelsregistreringsnummer og adresse:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, China	
Indgangsspænding:	100–240	V
Indgangsvekselstrømfrekvens:	50/60	Hz
Indgangsstrøm:	0,8	A
Udgangsspænding:	12,0	V
Udgangsstrøm:	2,0	A
Udgangseffekt:	24,0	W
Gennemsnitlig effektivitet i drift:	86,2	%

Offentliggjorte data	Værdi og præcision	Enhed
Effektivitet ved let belastning (10 %):	76,8	%
Strømforbrug ved nulbelastning:	0,1	W

13 Bortskaffelse

13.1 Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

DA

13.2 Bortskaf produkt

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land.** Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste symbol.

Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes via dagrenovationen!



Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe samtlige batterier og akkumulatorer – uanset, om de indeholder farlige stoffer*, eller ej – på et dertil egnet kommunalt eller andet offentligt indsamlingssted, eller til aflevering hos en forhandler, således at affaldet bortskaffes miljøbevidst.

Bring det fuldstændige produkt (herunder akkumulatoren) til dit indsamlingssted, og sørg for, at akkumulatoren er afladet!

* kendetegn med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

14 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

15 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-website på: www.silkn.eu. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på www.silkn.eu som PDF.

Service nummer: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Med enerett.

Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V.s patentrettigheter.

Det er ikke tillatt å reproducere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu – info@silkn.eu

NO

Innholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatets deler	150
2	Generelt	150
2.1	Les og ta vare på bruksanvisningen	150
2.2	Symbolforklaring	150
3	Sikkerhet	151
3.1	Riktig bruk	151
3.2	Sikkerhetsanvisninger	151
3.3	Kontraindikasjoner	153
4	Kontrollere produktet og leveringsomfanget	155
5	Produktegenskaper	155
5.1	Diverse tilbehør	155
5.2	Sikkerhetsfunksjoner	155
6	Lading	155
7	Betjening	156
7.1	Forberedelser	156
7.2	Bruk av produktet uten tilbehør (for mindre områder)	156
7.3	Bruk av produktet med RF-tilbehøret (for større områder)	157
7.4	Bruk av produktet med EMS-tilbehøret	157
7.5	Etter bruk	158
8	Anbefalinger for bruk av produktet	158
8.1	Bruksområde	158
8.2	Dette kan du forvente deg under og etter bruk	158
8.3	Bruksplan	158
8.4	Mulige bivirkninger	159
9	Rengjøring	159
10	Oppbevaring	159
11	Feilsøking	159
12	Tekniske data	160
12.1	Generelt	160
12.2	Strømadapter	161
13	Kassering	162
13.1	Kaste emballasjen	162
13.2	Kaste produktet	162
14	Garantiinformasjon	162
15	Kundeservice	162

I Leveringsomfang/apparatets deler

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 RF-bruksflate | 8 Kontrollampe for batteri/tilbehør |
| 2 Elektroder | 9 Justeringsknapp (⏻) |
| 3 LED-lamper (lysdioder) | 10 Ladekontakt |
| 4 Infrarødlampe (IR) | 11 Støpsel, 2× |
| 5 RF-tilbehør | 12 Løsneknapp |
| 6 EMS-tilbehør | 13 Strømadapter |
| 7 Energitrinn-indikator, 4× | 14 Kontakt |

2 Generelt

2.1 Les og ta vare på bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen gjelder for denne FaceTite MultiPlatform (heretter kalt «produktet»). Den inneholder viktig informasjon om oppstart og bruk. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene. Hvis du ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU og Storbritannia. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risikograd, som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

LES DETTE!

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader:



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.



Les bruksanvisningen.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Dette symbolet kjennetegner elektrisk utstyr med beskyttelsesklasse II.



ADVARSEL: Ikke bruk produktet i nærheten av badekar, dusj, vaskeservant eller andre vannfylte beholdere.

NO



Apparater som er merket med dette symbolet, er bare egnet til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).



Likestrøm.



Vekselstrøm.



Det internasjonale energimerket bekrefter at strømforsyningen oppfyller kravene til klasse VI.



Produkter som er merket med dette symbolet, har en positiv polaritet. De må bare kobles sammen med produkter som også har positiv polaritet.



Stans bruken av strømadapteren og kast den hvis den er skadet eller stiftene er bøyd.

ta

Omgivelsestemperatur (strømadapter).



Kontrollmerket bekrefter at produktet samsvarer med internasjonale standarder.

3 Sikkerhet

3.1 Riktig bruk

Produktet ble utviklet for å forbedre og jevne ut huden, stimulere kollagenproduksjon og redusere synlige rynker. Det er utelukkende tiltenkt privat bruk og er ikke egnet til kommersielle formål. Produktet er ikke medisinsk utstyr og ikke ment til behandling av sykdommer. Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for ting- eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

3.2 Sikkerhetsanvisninger

⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Produktet skal kun brukes såfremt spenningen i stikkontakten stemmer overens med informasjonen på typeskiltet til strømadapteren.
- Strømadapteren skal kobles til en lett tilgjengelig stikkontakt, slik at du raskt kan trekke støpselet ut igjen fra strømmettet ved et problem.
- Den vedlagte strømadapteren kan kun kobles til produktet. Du må ikke bruke det til annet formål.
- Ikke bruk produktet og strømadapteren hvis disse er skadet eller defekte. Skadede eller defekte deler må byttes ut av produsenten eller kundeservice for å unngå risiko.
- Ikke bruk strømadapteren hvis kabelen eller støpselet er skadet, hvis den ikke fungerer slik det skal eller hvis den ble dyppet i vann.

- Du må ikke åpne apparatet, men overlate reparasjonen til fagfolk. Henvend deg da til kundeservice. Ved reparasjoner utført på egen hånd, ukyndig tilkobling eller feil betjening er ansvars- og garantikrav utelukket.
- Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige apparatspesifikasjonene. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.
- Ikke dypp produktet eller strømadapteren i vann eller andre væsker.
- Ikke plasser produktet eller strømadapteren slik at de kan falle i badekaret eller vasken. De er ikke vanntette.
- Du må aldri gripe etter produktet hvis det har falt i vannet. Trekk strømadapteren ut av stikkkontakten umiddelbart, før du berører produktet. Dersom du ikke kobler produktet fra strømforsyningen, kan det føre til elektrisk støt.
- Du må alltid slå av produktet når det ikke er i bruk, når det rengjøres eller dersom det foreligger en feil. Koble alltid strømadapteren fra strømmettet når produktet ikke lades.
- Du må aldri ta i produktet eller strømadapteren med våte eller fuktige hender.
- Ikke stikk gjenstander inn i huset.
- Aldri trekk strømadapteren ut av stikkkontakten med kabelen. Trekk alltid i selve strømadapteren. Du må aldri flytte, trekke eller holde produktet i ledningen.
- Hold produktet og strømadapteren unna åpen flamme og varme overflater.
- Legg ledningen slik at ingen snubler i den.
- Unngå å knekke kabelen, og ikke vikle den rundt strømadapteren. Ikke legg kabelen over skarpe kanter.
- Produktet skal kun benyttes innendørs.
- Lad produktet kun ved temperaturer mellom 10 og 35 °C.
- Du må aldri bruke produktet sammen med en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem.

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Produktet og alle dets komponenter må ikke brukes av følgende personer: Barn, voksne med begrensede fysiske, sensoriske eller psykiske evner som ikke har erfaring i eller kjennskap til trygg omgang med produktet, samt personer som ikke forstår farene forbundet med bruk av produktet.

- Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn.
- Produktet og strømadapteren må holdes utenfor rekkevidde for barn.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er koblet til en stikkontakt.
- Pass på at barn ikke leker med plastemballasjen. De kan sette seg fast i den og bli kvalt.
- Bare bruk tilbehørsdeler som følger med produktet.
- Væske kan lekke ut av batteriet ved feil bruk – unngå kontakt med denne væsken. Væsker som lekker fra batterier kan forårsake irritasjon eller etseskader.
- Kommer batterivæsken i kontakt med hud, øyne eller slimhinner, må du skylle dette stedet omgående med rent vann. Ta kontakt med en lege om nødvendig.
- Batterier må ikke demonteres, kortsluttes eller kastes i ild. Produktet inneholder et batteri som ikke kan skiftes ut.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Plasser produktet på en lett tilgjengelig, jevn, tørr, varmebestandig og tilstrekkelig stabil overflate. Ikke plasser produktet ved kanten av overflaten.
- Produktet ble utviklet og testet i henhold til kravene som gjelder for radiofrekvenser. Likevel kan elektromagnetisk interferens eller andre forstyrrelser forekomme. En endring av produktets plassering kan bidra til å løse feil.
- Hold produktet, strømadapteren og tilbehørsdelene unna varme overflater.
- Du må aldri prøve å gjøre rent produktet ved å dyppe det i vann, og du må ikke gjør det rent med en dampvasker.
- Unngå å lade opp enheten på eller i nærheten av potensielt brennbare materialer (f.eks. madrasser, dyner eller tremateriale) eller i nærheten av væsker.

3.3 Kontraindikasjoner

IKKE BRUK PRODUKTET HVIS

- du har pacemaker, implantert hjertestarter eller et annet aktivt elektronisk implantat.
- du lider av vanskelig kontrollerte endokrine sykdommer, slik som diabetes og problemer med skjoldbruskkjertelen.

- du har hudkreft, en annen krefttype eller har eller har hatt premaligne fødselsmerker.
- du har fått stråle- eller cellegiftbehandling i løpet av de siste 3 månedene eller har ondartede svulster i huden.
- immunsystemet ditt er svekket på grunn av autoimmune sykdommer som AIDS eller HIV, eller er svekket på grunn av inntak av immundempende midler.
- du har brukt isotretinoin (Accutane®) innen 6 måneder før bruk av dette produktet.
- du lider av en sykdom med lysømfintlighet, deriblant porfyri, polymorft lysutslett (PLD), solurtikaria, lupus osv.
- du har epilepsi.
- du er gravid eller ammer.

UNNGÅ Å BEHANDLE OMRÅDER

- med permanente implantater som metallplater og -skruer (med unntak av orale implantater), silikonimplantater eller injiserte fyllstoffer eller toksiner.
- med sår, eksem, hudutslett, åpne skrubbsår, skrammer, lesjoner, psoriasis osv.
- huden er betent eller verker, eller du tidligere har hatt overdreven arrdanning, hemmet sårheling eller sensitiv hud.
- med piercinger eller andre gjenstander av metall (f.eks. titan).
- du ble operert i løpet av de siste 3 månedene før bruk av dette produktet.

Snakk med en lege før du fortsetter å bruke produktet hvis du opplever uventede bivirkninger som kløe innen 48 timer etter bruk.

RÅDFØR DEG MED LEGE HVIS

- du lider av couperose eller rosacea.
- du tidligere har hatt sykdommer som herpes simplex som stimuleres av varme i området som skal behandles. Hvis dette skulle være tilfelle, kan du likevel bruke dette produktet etter en tilsvarende profylaktisk behandling.
- du har brukt legemidler på huden din i løpet av de siste 6 månedene som ble utskrevet på resept av en lege.
- du lider av hudsykdommer, overdreven arrdanning eller hemmet sårheling.
- har andre medisinske problemer som etter legens eller dermatologens skjønn utelukker trygg bruk av dette produktet.

4 Kontrollere produktet og leveringsomfanget

LES DETTE! FARE FOR SKADE!


- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.

1. Ta produktet ut av emballasjen.
2. Forsikre deg om at innholdet i pakken er fullstendig (se **fig. A**).
3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

NO


5 Produktegenskaper

5.1 Diverse tilbehør

Produktet er utstyrt med en RF-bruksflate . Den bidrar til å forynge huden ved hjelp av en kombinasjon av infrarødteknologi (IR), LED-lysteknologi og bipolar radiofrekventenergi (RF).

Dette tilbehøret brukes til å forbedre huden og er inkludert i leveringsomfanget:

RF-tilbehør : Denne utvidelsen av RF-bruksflaten er godt egnet til effektiv bruk på større områder (f.eks. kinn eller hals).

EMS-tilbehør : Det genererer muskelbevegelser, støtter blodsirkulasjonen og reduserer hevelser med mikrostrøm. EMS er en forkortelse for elektrisk muskelstimulering. Tilbehøret brukes til mer effektiv bruk på større områder (f.eks. kinn eller kjeve).

5.2 Sikkerhetsfunksjoner

Produktet er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som beskytter huden mot for sterk varme.

Temperatursensor og varmeregulator: Temperatursensoren registrerer hudens temperatur. Avhengig av valgt energitrinn (1–4, mellom 40 og 43 °C), sørger varmeregulatoren automatisk for at ingen RF-energi utstråles lenger til huden er såpass avkjølt at den kan motta energi igjen. Slik beskyttes huden mot for sterk varme.

Bevegelsessensor: Denne sørger for at RF-energi kun overføres når produktet beveges over huden.

Automatisk utkobling: Produktet slås automatisk av når det har vært i drift i 15 minutter med eller uten tilbehør.

6 Lading

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Unngå å lade opp enheten på eller i nærheten av potensielt brennbare materialer (f.eks. madrasser, dyner eller tremateriale) eller i nærheten av væsker.



- Før første gangs bruk eller ved svakt batteri, skal du lade det opp fullstendig.
- Hvis batterinivået er lavt, lyser kontrollampen for batteri/tilbehør oransje under drift. Lad produktet.
- Hvis produktet oppbevares i lengre tid, må batteritilstanden kontrolleres og produktet regelmessig lades opp.
- Produktet kan også brukes med en strømadapter som er koblet til strømmettet.

1. Sett kontakten **14** til strømadapteren **13** inn i ladekontakten **10** på produktet.
2. Koble et passende støpsele **11** (2 eller 3 stifter) til strømadapteren.

Sett støpselet på strømadapteren og drei den i retning låsesymbolet (🔒) til den klikker på plass for installasjon.

Hold inne løsnestasten **12** og vri støpselet i retning opplåsingssymbolet (🔓) til det kan trekkes av strømadapteren.

3. Sett strømadapteren i en stikkontakt.

Ladingen starter automatisk. Kontrollampen for batteri/tilbehør **8** blinker oransje under lading og lyser grønt når ladingen er fullført.

4. Koble strømadapteren fra strømmettet etter lading og trekk tilkoblingskontrakten ut av produktets ladekontakt.

NO

7 Betjening



- Før du bruker produktet for første gang, må du rengjøre alle delene som beskrevet i kapittelet «Rengjøring».
- Les kapittelet «Anbefalinger for bruk av produktet» før bruk.

7.1 Forberedelser

1. Lad opp produktet helt før bruk (se kapittel «Lading»).

Du kan også bruke produktet med en strømadapter **13** som er koblet til strømmettet.

2. Sett RF-tilbehøret **5** eller EMS-tilbehøret **6** på RF-bruksflaten **1** om ønsket.

Bruk RF-tilbehøret til effektiv bruk på større områder (f.eks. kinn eller hals).

Bruk EMS-tilbehøret til å stimulere muskulaturen med mikrostrøm.

Trykk tilbehøret lett på RF-bruksflaten til det klikker på plass (se **fig. B**) for å sette på ønsket tilbehør. Kontroller at trekanten på baksiden av tilbehøret peker opp.

Trekk tilbehøret forsiktig av til den løsner fra RF-bruksflaten før å fjerne det.

3. Huden må være ren og tørr. Sørg for å ha fjernet alle smykker.

4. Påfør et tynt lag vannbasert gel på produktets eller tilbehørets bruksflate.

Den vannbaserte gelen sørger for ledeevne og gjør det enklere å bevege produktet over huden. Vi anbefaler å bruke Silk'n Slider-gel for optimal, trygg og effektiv bruk av produktet.

7.2 Bruk av produktet uten tilbehør (for mindre områder)

1. Hold inne justeringsknappen (⏻) **9** for å slå på produktet.

Produktet er aktivt på energitrinn 1. Kontrollampen for den første energitrinn-indikatoren **7** lyser.

2. Hold produktet mot huden og beveg det langs huden med myke, masserende bevegelser.

Sørg for at elektrodene **2** berører huden.

LED-lampene **3** og infrarødlampene (IR) **4** er i drift.

3. Trykk på justeringsknappen (**U**) på nytt for å endre energitrinn ved behov. Produktet skal ikke være i kontakt med huden under bytte av energitrinn. Produktet gjennomgår alle de ulike energitrinnene (1–4) etter hverandre. De respektive kontrolllampene for energitrinnene lyser. Når apparatet er på energitrinn 4 og justeringsknappen (**U**) trykkes på nytt, går produktet tilbake til energitrinn 1. Du vil merke at temperaturen stiger i takt med de høyere energitrinnene. Huden kan bli litt rød under bruk. Dette er normalt og er ingen grunn til bekymring. Du får de beste resultatene med det høyeste energitrinnet. Likevel er det viktig at bruken føles behagelig med det valgte energitrinnet. Velg et lavere energitrinn hvis dette ikke skulle være tilfelle.
- NO** 4. Sørg for at det alltid er tilstrekkelig gel på produktets bruksflate eller tilbehøret under bruk.
5. Bruk produktet i minst 3 minutter på mindre områder (f.eks. nasolabiale rynker eller mellom øyenbrynene). Unngå å holde produktet på ett punkt på huden. Det må alltid bevegges over hele området. Slik unngår du for sterk oppvarming av huden og andre mulige bivirkninger.

7.3 Bruk av produktet med RF-tilbehøret (for større områder)

1. Hold inne justeringsknappen (**U**) **9** for å slå på produktet. Produktet er aktivt på energitrinn 1. Kontrollampen for den første energitrinn-indikatoren **7** lyser. Kontrollampen for batteri/tilbehør **8** lyser grønt under bruk for å vise at tilbehøret er riktig satt på. Kontrollampen blinker grønt hvis tilbehøret ikke ble riktig satt på. Sett på tilbehøret riktig hvis dette skulle være tilfelle.
2. Hold produktet mot huden og beveg det langs huden med myke, masserende bevegelser. Sørg for at elektrodene **2** berører huden. LED-lampene **3** og infrarødlampene (IR) **4** er i drift.
3. Bruk produktet som beskrevet i trinn 3 og 4 i kapittel 7.2.
4. Bruk produktet i minst 5 minutter på større områder (f.eks. kinn eller hals). Unngå å holde produktet på ett punkt på huden. Det må alltid bevegges over hele området. Slik unngår du for sterk oppvarming av huden og andre mulige bivirkninger.

7.4 Bruk av produktet med EMS-tilbehøret

1. Du finner informasjon om hvordan du kan kontrollere at EMS-tilbehøret er riktig satt på i trinn 1 i kapittel 7.3.
2. Hold produktet mot huden og beveg det med lineære bevegelser. Sørg for at elektrodene **2** berører huden. LED-lampene **3** og infrarødlampene (IR) **4** er ikke aktive når EMS-tilbehøret brukes.
3. Trykk på justeringsknappen (**U**) **9** på nytt for å endre energitrinn. Produktet skal ikke være i kontakt med huden under bytte av energitrinn. Produktet gjennomgår alle de ulike energitrinnene (1–4) etter hverandre. De respektive kontrolllampene for energitrinnene lyser. Når apparatet er på energitrinn 4 og justeringsknappen (**U**) trykkes på nytt, går produktet tilbake til energitrinn 1.

Du kjenner svake elektriske impulser som utløser kontraksjoner i ansiktsmuskulaturen. Du får de beste resultatene med det høyeste energitrinnet. Likevel er det viktig at bruken føles behagelig med det valgte energitrinnet. Velg et lavere energitrinn hvis dette ikke skulle være tilfelle.

2. Sørg for at det alltid er tilstrekkelig gel på tilbehøret under bruk.
3. Bruk produktet i minst 5 minutter på større områder (f.eks. kinn eller kjeve).
Unngå å holde produktet på ett punkt på huden. Det må alltid bevegges over hele området.

7.5 Etter bruk

1. Hold inne justeringsknappen (⏻) 9 for å slå av produktet etter bruk.
Koble strømadapteren 13 fra strømmettet hvis den er koblet til.
2. Fjern eventuelle rester av vannbasert gel fra huden. Skyll huden så med lunkent vann.
3. Tørk huden med et håndkle og påfør ansiktskrem for å berolige huden og tilføre fuktighet.
4. Rengjør produktet grundig etter bruk (se kapittel «Rengjøring»).

NO

8 Anbefalinger for bruk av produktet

8.1 Bruksområde

⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Unngå å se direkte inn i lyset som produseres av produktet. Lukk øynene når produktet brukes rundt øynene.

Område	Formål
Panne (inkludert området mellom øyenbrynene)	Rynkereduksjon
Høyre og venstre kinn (inkludert området rundt øynene, men ikke øyelokkene)	Rynkereduksjon og volumøkning
Hals	Reduksjon av halsrynker

8.2 Dette kan du forvente deg under og etter bruk

- RF-energien forårsaker oppvarming som kan kjennes.
- Når EMS-tilbehøret 6 brukes, kjennes en lett prikkende følelse som forårsakes av den elektriske strømmen.
- Lett rødhet og hevelser kan forekomme etter bruk. Disse bør forsvinne igjen innen få timer og senest etter én dag.

8.3 Bruksplan

- Start alltid med energitrinn I og øk energitrinne trinnvis så lenge bruk av produktet føles behagelig.
- Bruk produktet i minst 5 minutter på større områder (f.eks. kinn eller hals) eller i minst 3 minutter på mindre områder (f.eks. nasolabiale rynker eller mellom øyenbrynene).
- Bruk produktet to ganger per uke i ti uker. De første resultatene bør være synlige etter 5 uker eller 10 økter.
- Bruk så produktet én gang annenhver uke for å opprettholde resultatene.
- Det er viktig å bruke produktet regelmessig for å opprettholde resultatene.

8.4 Mulige bivirkninger

Følg alltid instruksjonene, og vær oppmerksom på advarslene og kontraindikasjonene for å unngå bivirkninger. Snakk med legen din hvis du kontinuerlig opplever besvær som smerter, rød eller hoven hud eller en brennende følelse osv.

Følgende bivirkninger er sjeldne, men kan oppstå:

- Overdrevne ødemer (hevelser) eller erytemer (rødhet): Om nødvendig, kjøp det berørte området i minst 10 minutter med en kald og fuktig klut og påfør så en krem mot forbrenninger. Symptomene bør forsvinne i løpet av få dager.
- Utvidelse av overfladiske kapillarer: Dette kan føre til midlertidig rødhet som vedvarer i flere dager. Kapillarkarene kan også ha røde flekker som reduseres med tiden. Kjøp de berørte områdene med kaldt vann umiddelbart hvis disse effektene skulle opptre.

NO 9 Rengjøring

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Koble alltid fra strømadapteren fra strømmettet før produktet rengjøres.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke dypp produktet i vann eller andre væsker. Pass på at verken vann eller andre væsker kommer inn i huset.
- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metall- eller nylonbust eller skarpe eller metalliske rengjøringshjelpemidler som kniv, harde sparkelspader eller lignende.

1. Rengjør produktet med en fuktig klut. Kontroller at produktet er fritt for rester av vannbasert gel.
2. Tørk av produktet grundig med en ren, tørr og myk klut.

10 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre.

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted hvor det er beskyttet mot varme og direkte sollys.
- Oppbevar produktet slik at det er utilgjengelig for barn.

11 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Produktet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at verken produktet eller strømadapteren 13 er defekte, og at strømadapteren er riktig koblet til en stikkontakt. • Kontroller at produktet er tilstrekkelig ladet dersom det ikke skal brukes med strømadapteren.
Varme eller mikrostrøm kan ikke kjønnnes under bruk.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at elektrodene 2 berører huden.
Tilbehøret 5 / 6 funge- rer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at tilbehøret er riktig satt på produktet. Kontrollampen for batteri/tilbehør 8 lyser grønt når tilbehøret er satt riktig på.
Minst én kontrollampe blinker under bruk.	<ul style="list-style-type: none"> • Det oppstod en feil under drift. Slå produktet av og på igjen.

NO

12 Tekniske data

12.1 Generelt

Modell:	H2501
Nominell spenning:	12 V
Batterikapasitet:	4000 mAh litium
Batteritype:	1 × 4000 mAh litium (oppladbar)
Teknologi:	Home Tightening™
LED-lamper (bølgelengde):	630 nm ± 20 nm
IR (bølgelengde):	780 nm ± 20 nm
RF	
Maks. utgangseffekt:	20 W
Hovedenhetens utgangsfrekvens:	1 MHz ± 30 %
RF-tilbehørets utgangsfrekvens:	1 MHz ± 30 %
Puls (EMS-tilbehør)	
Frekvens:	100 Hz ± 10 % (Lift-modus); 2 Hz ± 10 % (Slap-modus)
Maks. spenning:	10 W
Transport-/oppbevaringsforhold	
Temperatur:	-40 til +70 °C
Relativ luftfuktighet:	10–90 %
Atmosfærisk trykk:	500–1060 hPa
Driftsforhold	
Temperatur:	10 til 35 °C
Relativ luftfuktighet:	30–75 %
Atmosfærisk trykk:	700–1060 hPa

Vekt

Hovedenhet:	210 g
RF-tilbehør:	45 g
EMS-tilbehør:	55 g

Mål (L × B × H)

Hovedenhet:	175 × 56 × 45 mm
Hovedenhet og RF-tilbehør:	189 × 71 × 61 mm
Hovedenhet og EMS-tilbehør:	189 × 71 × 66 mm

12.2 Strømadapter

Modellnummer:	DZ024CHLI 20200H
Inngang:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Utgang:	12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
Beskyttelsesklasse:	II

Publiserte data	Verdi og nøyaktighet	Enhet
Produsentens navn eller merke, handelsregisternummer og adresse:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, Kina	
Inngangsspenning:	100–240	V
AC inngangsfrekvens:	50/60	Hz
Inngangsstrøm:	0,8	A
Utgangsspenning:	12,0	V
Utgangsstrøm:	2,0	A
Utgangseffekt:	24,0	W
Gjennomsnittlig virkningsgrad i drift:	86,2	%
Virkningsgrad ved lav last (10 %):	76,8	%
Strømforbruk uten belastning:	0,1	W

13 Kassering

13.1 Kaste emballasjen



Sorter emballasjen når du kaster den. Kast papp og kartong som returpapir, plastfolier til plastgjenvinning.

13.2 Kaste produktet

(Gjelder i Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.**

På den måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås. Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.



Gamle apparater og batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall!



Som sluttbruker er du forpliktet til å levere alle batterier til en gjenbrugsstasjon der du bor eller til forhandleren, uansett om de inneholder farlige stoffer* eller ikke, slik at de kan håndteres på en miljøvennlig måte.

Ta med hele produktet (inklusive batteri) til en gjenbrugsstasjon og forsikre deg om at batteriet er utladet!

* merket med: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly

14 Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessen. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

15 Kundeservice

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: www.silkn.eu. Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra www.silkn.eu som PDF-fil.

Servicenummer: +31 (0) 180-330550

E-post: info@silkn.eu

NO

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Med ensamrätt.

Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

SV

Silkn Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentanmälningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silkn Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innehållsförteckning

1	Leveransomfång/apparatens delar	165
2	Allmänt	165
2.1	Läs och spara bruksanvisningen	165
2.2	Symbolförklaring	165
3	Säkerhet	166
3.1	Avsedd användning	166
3.2	Säkerhetsanvisningar	166
3.3	Kontraindikationer	168
4	Kontrollera produkt och leveransomfattning	170
5	Produktegenskaper	170
5.1	Diverse överdelar	170
5.2	Säkerhetsfunktioner	170
6	Ladda	170
7	Användning	171
7.1	Förberedelse	171
7.2	Användning av produkten utan överdel (för mindre områden)	172
7.3	Användning av produkten med RF-överdelen (för större områden)	172
7.4	Användning av produkten med EMS-överdelen	173
7.5	Efter användningen	173
8	Rekommendationer för användning av produkten	173
8.1	Användningsområde	173
8.2	Vad du kan förvänta dig efter användningen	174
8.3	Användningsschema	174
8.4	Möjliga biverkningar	174
9	Rengöring	174
10	Förvaring	175
11	Felsökning	175
12	Tekniska data	175
12.1	Allmänt	175
12.2	Nätadapter	176
13	Avfallshantering	177
13.1	Kassera förpackningen	177
13.2	Kassera produkten	177
14	Garantiinformation	177
15	Kundtjänst	177

I Leveransomfång/apparatens delar

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 RF-användningsyta | 8 Kontrollampa för ackumulator/överdel |
| 2 Elektroder | 9 Inställningsknapp (⏻) |
| 3 Lysdioder (LED) | 10 Laddningsanslutning |
| 4 Infrarödlampa (IR) | 11 Nätkontakt, 2× |
| 5 RF-överdel | 12 Lossningsknapp |
| 6 EMS-överdel | 13 Nätheadpter |
| 7 Indikering av energinivåer; 4× | 14 Kontaktdon |

2 Allmänt

2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Den här bruksanvisningen tillhör denna FaceTite MultiPlatform (nedan kallad "produkt"). Den innehåller viktig information om idrifttagning och användning.

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna användarmanual kan medföra personskador eller skador på produkten. Bruksanvisningen grundar sig på de normer och regler som gäller i Europeiska unionen och Förenade kungariket. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara användarmanualen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan är det viktigt att du bifogar den här användarmanualen.

2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här användarmanualen, på produkten eller på förpackningen.

VARNING!

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

OBS!

Detta signalord varnar för möjliga saksador.



Denna signalsymbol ger dig användbar extra information om hantering och användning.



Bekanta dig med bruksanvisningen.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Denna symbol finns på elektriska enheter i skyddsklass II.



VARNING: Använd inte produkten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra vattenfyllda behållare.



Enheter märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).



Likström.



Växelström.



Det internationella märket för effektivitet indikerar att strömförsörjningen uppfyller kraven för steg VI.



Produkter märkta med denna symbol har en positiv polaritet. De får endast anslutas till produkter som också har positiv polaritet.



Sluta använda nätadaptern och lämna den till avfallshantering om den är skadad eller om stiften är böjda.

ta

Omgivningstemperatur (nätadapter).



Kontrollmärket bekräftar att produkten överensstämmer med nationella och internationella standarder.

SV

3 Säkerhet

3.1 Avsedd användning

Produkten utvecklades för att förbättra hudbildnen, uppnå en uppstramande effekt, stimulera ny kollagenbildning och stödja minskningen av synliga rynkor. Den är uteslutande avsedd för privat bruk och inte lämplig för kommersiella syften. Produkten är ingen medicinteknisk produkt och är inte avsedd att behandla sjukdomar. Använd produkten endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till saksador eller personsador. Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personsador som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.

3.2 Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Produkten får endast anslutas till ett eluttag, där nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på nätadapterns typskylt.
- Anslut nätadaptern till ett lättillgängligt eluttag, så att du snabbt kan skilja den från elnätet vid problem.
- Den medföljande nätadaptern får endast anslutas till produkten. Använd den inte för andra ändamål.
- Använd inte produkten och nätadaptern om de är skadade eller defekta. För att undvika risker måste skadade eller defekta delar bytas ut av tillverkaren eller kundtjänsten.
- Använd aldrig nätadaptern, om kabeln eller kontakten är skadad, om den inte fungerar korrekt eller om den har doppats i vatten.

- Öppna inte kåpan, utan överlåt reparationen till utbildade reparatörer. Kontakta kundtjänst för sådana ärenden. Vid självständigt genomförda reparationer, felaktig anslutning eller felaktigt handhavande upphör garantin att gälla.
- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskkällor.
- Doppa inte produkten eller nätadaptern i vatten eller andra vätskor.
- Placera inte produkten eller nätadaptern så att de kan falla ned i ett badkar eller handfat. De är inte vattentäta.
- Ta aldrig upp produkten när den har fallit i vattnet. Dra omedelbart ut nätadaptern ur eluttaget innan du tar i produkten. Om du inte skiljer produkten från strömtillförseln kan detta orsaka elektriska stötar.
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, när du rengör den eller när ett fel föreligger. Skilj alltid nätadaptern från elnätet när du inte laddar produkten.
- Ta aldrig i produkten och nätadaptern med våta eller fuktiga händer.
- Stick inte in föremål i kåpan.
- Dra inte ut nätadaptern ur eluttaget genom att dra i kabeln, utan ta alltid tag i själva nätadaptern. Transportera, dra eller bär aldrig produkten i kabeln.
- Håll produkten och nätadaptern borta från öppen eld och heta ytor.
- Placera kabeln på ett sådant sätt att den inte utgör någon snubbelrisk.
- Vik inte kabeln och linda den inte runt nätadaptern. Lägg inte kabeln över vassa kanter.
- Använd endast produkten i utrymmen inomhus.
- Ladda produkten endast vid temperaturer mellan 10 och 35 °C.
- Använd inte produkten tillsammans med en extern timer eller en separat fjärrkontroll.

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Produkten och alla dess komponenter får inte användas av följande personer: Barn, vuxna med begränsad fysisk, sensorisk eller psykologisk förmåga, personer som saknar erfarenhet eller

kunskap om hur man använder produkten på ett säkert sätt och personer som inte förstår de faror som kan uppstå vid användning av produkten.

- Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan tillsyn.
- Håll barn borta från produkten och nätadaptern.
- Lämna inte produkten utan uppsikt när den är ansluten till ett eluttag.
- Se till att barn inte leker med plastförpackningen. De kan fastna i den när de leker och kvävas.
- Använd endast de tillbehör som medföljer produkten.
- Om produkten används felaktigt kan vätska läcka ut ur ackumulatorm – undvik att komma i kontakt med denna vätska. Vätskor som läcker ut ur batterier kan orsaka hudirritationer eller frätskador.
- Om batterivätska kommer i kontakt med huden, ögonen eller slemhinnorna ska det påverkade stället omedelbart tvättas och sköljas med rent vatten. Uppsök läkarvård om så behövs.
- Batterier får inte öppnas, kortslutas eller kastas i elden. Produkten innehåller en ackumulator som inte kan bytas ut.

SV

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Placera produkten på en lättillgänglig, jämn, torr, värmetålig och tillräckligt stabil yta. Lägg inte produkten för nära kanten.
- Produkten har utvecklats och testats i enlighet med de krav som gäller för radiofrekvens. Däremot kan elektromagnetiska interferenser eller andra störningar förekomma. Att ändra produktens placering kan hjälpa till att åtgärda störningar.
- Håll produkten, nätadaptern och andra tillbehör borta från heta ytor.
- Försök aldrig att rengöra produkten genom att doppa den i vatten och rengör den inte med en ångtvätt.
- Ladda inte enheten på eller nära potentiellt brandfarliga material (till exempel madrasser, filter eller trä) eller i närheten av vätskor.

3.3 Kontraindikationer

ANVÄND INTE PRODUKTEN OM

- du har en pacemaker, implanterad defibrillator eller ett annat aktivt elektroniskt implantat.
- du har dåligt inställda endokrina sjukdomar, såsom diabetes och sköldkörtelproblem.

- du för närvarande har eller har haft hudcancer, annan cancer eller premaligna födelsemärken.
- du har fått strålning eller cytostatikabehandling under de senaste 3 månaderna, eller din hud har områden med elakartade tumörer.
- ditt immunförsvar är försvagat på grund av immunsuppressiva sjukdomar som AIDS eller HIV eller på grund av intag av immunsuppressiva läkemedel.
- du har använt isotretinoin (Accutane®) under de senaste 6 månaderna före användning av denna produkt.
- du har en ljuskänslighetsrelaterad sjukdom som porfyri, polymorf fotodermatos (PLD), nässelutslag, lupus, etc.
- du lider av epilepsi.
- du är gravid eller ammar.

BEHANDLA INGA OMRÅDEN DÄR

- det finns permanenta implantat som metallplattor och -skruvar (undantag: orala implantat), silikonimplantat eller injicerade fyllningar eller gifter.
- produkten använts i närheten av aktuella sår, eksem, hudutslag, öppna skärsår, skrubbsår, lesioner, psoriasis etc.
- din hud är varig eller inflammerad eller där du har eller tidigare har haft ärrtillväxt, sår läkningsproblem eller känslig hud.
- det finns piercingar eller andra metallföremål (till exempel tillverkade av titan).
- du har opererats under de senaste 3 månaderna före användning av denna produkt.

Rådfråga en läkare innan du fortsätter att använda produkten om några oväntade biverkningar (såsom kliande hud) inträffar inom de första 48 timmarna efter användning.

KONSULTERA DIN LÄKARE OM DU

- lider av couperose eller rosacea.
- i området som ska behandlas tidigare har haft sjukdomar såsom herpes simplex, som stimuleras av värme. Om så är fallet kan du fortfarande använda den här produkten efter en motsvarande profylaktisk behandling.
- under de senaste sex månaderna använt ordinerade läkemedel på din hud.
- lider av hudsjukdomar, ärrtillväxt eller sår läkningsproblem.
- har andra medicinska tillstånd som, enligt din läkares eller hudläkares åsikt, utesluter den säkra användningen av denna produkt.

4 Kontrollera produkt och leveransomfattning

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan produkten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.
1. Ta ut produkten ur förpackningen.
 2. Förvissa dig om att leveransen är fullständig (se **bild A**).
 3. Kontrollera att produkten och de enskilda delarna inte är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.

5 Produktegenskaper

5.1 Diverse överdelar

Produkten är utrustad med en RF-användningsyta **1**. Den stöder hudföryngring med en kombination av infrarödteknik (IR), LED-ljusteknik och bipolär radiofrekvensenergi (RF). Följande överdelar ingår för att förbättra hudens utseende:

RF-överdel **5**: Denna utvidgning av RF-användningsytan är idealisk för effektiv användning av större ytor (till exempel kinder eller hals).

EMS-överdel **6**: Den genererar mikroström för att skapa muskelrörelser, främja blodcirkulationen och eliminera svullnad. Förkortningen EMS står för elektrisk muskelstimulering. Överdelen används för en mer effektiv användning av större områden (till exempel kinder eller käkparti).

5.2 Säkerhetsfunktioner

Produkten har utrustats med säkerhetsfunktioner som skyddar din hud mot överhettning.

Temperatursensor och värmeregulator: Temperatursensorn registrerar hudens temperatur. Värmeregulatorn säkerställer att – beroende på vald energinivå (1 till 4, mellan 40 och 43 °C) – ingen RF-energi automatiskt frigörs förrän huden har svalnat tillräckligt så att energi åter kan tillföras. Detta skyddar huden mot för stor uppvärmning.

Rörelsesensor: Det säkerställer att RF-energi endast frigörs när produkten flyttas över huden.

Automatisk frånslagning: Produkten stängs automatiskt av efter 15 minuters användning med eller utan överdel.

6 Ladda

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Ladda inte enheten på eller nära potentiellt brandfarliga material (till exempel madrasser, filtar eller trä) eller i närheten av vätskor.



- Ladda produkten fullständigt före den första användningen och när batteriet är svagt.
- Om batterikapaciteten är låg lyser batteriets respektive överdelens kontroll-lampa orange under pågående drift. Ladda produkten.
- Om produkten lagras under en längre tid ska batterinivån kontrolleras och produkten laddas regelbundet.
- Produkten kan även drivas via nätadaptern som har anslutits till elnätet.

1. Sätt in den mindre änden av nätadapterns **13** kontaktidon **14** i produktens laddningsanslutning **10**.
2. Anslut en passande nätkontakt **11** (2 eller 3 stift) till nätadaptern.
För att installera, sätt in nätkontakten i nätadaptern och vrid den i riktning mot låssymbolen (🔒), tills den hakas fast.
För borttagning håll lossningsknappen **12** intryckt och vrid nätkontakten i riktning mot upplåsningssymbolen (🔓), tills den kan tas bort från nätadaptern.
3. Sätt nätadaptern i ett eluttag.
Laddningen startas automatiskt. Kontrolllampan för ackumulator/överdel **8** blinkar orange under laddning och lyser grönt när laddningsprocessen har slutförts.
4. Koppla bort nätadaptern från elnätet efter laddningen och dra ut kontaktidon ur produktens laddningsanslutning.

SV

7 Användning



- Rengör alla delar av produkten före första användningen enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring".
- Före användning, läs kapitlet "Rekommendationer för användning av produkten".

7.1 Förberedelse

1. Ladda produkten fullständigt före användning (se kapitlet "Ladda").
Produkten kan även drivas via nätadaptern **13** som har anslutits till elnätet.
2. Om så önskas, sätt fast RF-överdelen **5** eller EMS-överdelen **6** på RF-användningsytan **1**.
Använd RF-överdelen för effektivare användning på större områden (till exempel kinder eller hals).
Använd EMS-överdelen för att stimulera musklerna med hjälp av mikroström.
För att sätta fast den önskade överdelen, tryck den lätt på RF-användningsytan tills den hakas fast (se **bild B**). Förvissa dig om att den triangelformade markeringen på överdelens baksida pekar uppåt.
För att ta av överdelen dra av den försiktigt tills den lossnar från RF-användningsytan.
3. Din hud måste vara ren och torr. Förvissa dig om att du har tagit av alla dina smycken fullständigt.
4. Applicera ett tunt lager vattenbaserad gel på produktens respektive överdelens användningsyta.
Detta vattenbaserade gel garanterar konduktivitet och låter produkten glida lätt över huden. För optimal, säker och effektiv användning av produkten rekommenderar vi användning av Silk'n Slider Gel.

7.2 Användning av produkten utan överdel (för mindre områden)

- Håll inställningsknappen (⏻) 9 nedtryckt för att slå på produkten. Produkten går på energinivå 1. Kontrolllampan för indikering av första energinivå 7 tänds.
- Håll produkten mot din hud och flytta den över den med mjuka, massageliknande rörelser.
Se till att elektroderna 2 rör vid din hud.
Även lysdioderna 3 och infrarödlamporna (IR) 4 är i drift.
- Om så önskas, tryck åter på inställningsknappen (⏻) för att ändra energinivån. Produkten får inte komma i kontakt med din hud vid byte av energinivå.
Produkten går igenom de olika energinivåerna efter varandra (1 till 4). Därvid tänds kontrollamporna för respektive energinivå. Om enheten körs på energinivå 4 och du trycker på inställningsknappen (⏻) på nytt, kopplar produkten åter om till energinivå 1. Du kommer att märka att högre energinivåer samtidigt också innebär att respektive temperatur stiger. Det kan hända att din hud blir lätt röd under användning. Detta är helt normalt och är ingen anledning till oro.
Du kommer att uppnå de bästa resultaten med den högsta energinivån. Det är dock viktigt att användningen känns behaglig för dig med den energinivå som har valts. Välj en lägre energinivå om så inte är fallet.
- Se till att det alltid finns tillräckligt med gel på produktens användningsyta respektive på överdelen under användningen.
- Använd produkten på mindre områden (till exempel nasolabialvecken eller mellan ögonbrynen) i minst 3 minuter vardera.
Låt inte produkten därvid ligga kvar på endast ett område av huden. Flytta den alltid över hela området. Detta förhindrar att huden blir för varm och andra potentiella biverkningar.

7.3 Användning av produkten med RF-överdelen (för större områden)

- Håll inställningsknappen (⏻) 9 nedtryckt för att slå på produkten. Produkten går på energinivå 1. Kontrolllampan för indikering av första energinivå 7 tänds.
Kontrolllampan för ackumulator/överdel 8 lyser grönt under användning för att indikera att överdelen har monterats korrekt. Om överdelen inte har monterats korrekt kommer denna indikatorlampa att blinka grönt. Om så är fallet ska du sätta fast överdelen korrekt.
- Håll produkten mot din hud och flytta den över den med mjuka, massageliknande rörelser. Se till att elektroderna 2 rör vid din hud. Även lysdioderna 3 och infrarödlamporna (IR) 4 är i drift.
- Använd produkten i överensstämmelse med beskrivningen i steg 3 och 4 i kapitel 7.2.
- Använd produkten på större områden (till exempel kinder eller hals) i minst 5 minuter vardera.
Låt inte produkten därvid ligga kvar på endast ett område av huden. Flytta den alltid över hela området. Detta förhindrar att huden blir för varm och andra potentiella biverkningar.

7.4 Användning av produkten med EMS-överdelen

1. Se steg 1 i kapitel 7.3 för information om hur du säkerställer att EMS-överdelen har monterats korrekt.
2. Håll produkten mot din hud och flytta den över den med linjära rörelser. Se till att elektroderna **2** rör vid din hud.
Lysdioderna **3** och infrarödlamporna (IR) **4** är inte i drift vid användning av EMS-överdelen.
3. I förekommande fall tryck åter på inställningsknappen (⏻) **9** för att ändra energinivån. Produkten får inte komma i kontakt med din hud vid byte av energinivå.
Produkten går igenom de olika energinivåerna efter varandra (1 till 4). Därvid tänds kontrollamporna för respektive energinivå. Om enheten körs på energinivå 4 och du trycker på inställningsknappen (⏻) på nytt, kopplar produkten åter om till energinivå 1.
Du kommer att märka hur svaga elektriska impulser orsakar sammandragningar i dina ansiktsmuskler.
Du kommer att uppnå de bästa resultaten med den högsta energinivån. Det är dock viktigt att användningen känns behaglig för dig med den energinivå som har valts. Välj en lägre energinivå om så inte är fallet.
4. Se till att det alltid finns tillräckligt med gel på överdelen under användningen.
5. Använd produkten på större områden (till exempel kinder eller käkparti) i minst 5 minuter vardera.
Låt inte produkten därvid ligga kvar på endast ett område av huden. Flytta den alltid över hela området.

7.5 Efter användningen

1. Håll inställningsknappen (⏻) **9** nedtryckt efter användning för att stänga av produkten.
Om nätadaptern **13** har satts in i eluttaget ska den skiljas från elnätet.
2. Ta bort eventuella rester av nämnda vattenbaserade gel från din hud. Skölj därefter huden med ljummet vatten.
3. Torka huden med en handduk och applicera ansiktskräm för att lugna och återfukta huden.
4. Rengör produkten noga efter användningen (se kapitlet "Rengöring").

8 Rekommendationer för användning av produkten

8.1 Användningsområde

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Titta inte direkt in i det ljus som produkten avger. Stäng ögonen om du använder produkten i närheten av ögonen.

Område	Ändamål
Panna (inklusive området mellan ögonbrynen)	Reducering av rynkor
Kinder vänster och höger (inklusive ögonområdet, men utan ögonlock)	Minskning av rynkor och volymupbyggnad
Hals	Reducering av rynkor på halsen

8.2 Vad du kan förvänta dig efter användningen

- På grund av RF-energin uppstår en märkbar uppvärmning.
- Vid användning av EMS-överdelen **6** kommer du att känna en lätt stickande känsla orsakad av den elektriska strömmen.
- Efter användningen kan lätt rodnad eller svullnad förekomma. Dessa bör försvinna inom några timmar, men högst inom ett dygn.

8.3 Användningsschema

- Börja alltid användningar med energinivå 1 och öka energinivån gradvis så länge du fortfarande tycker att användningen är behaglig.
- Använd produkten på större områden (till exempel kinder eller hals) i minst 5 minuter vardera och på mindre områden (till exempel nasolabialveck eller mellan ögonbrynen) i minst 3 minuter.
- Använd produkten två gånger i veckan i 10 veckor. De första synliga resultaten visas efter 5 veckor respektive 10 sessioner.
- Använd därefter produkten en gång varannan vecka för att bibehålla resultatet.
- För att resultaten ska vara bestående är det viktigt att använda produkten regelbundet.

SV

8.4 Möjliga biverkningar

För att undvika biverkningar, följ alltid instruktionerna och beakta all varningsinformation och alla kontraindikationer. Konsultera din läkare om du har ihållande besvär såsom smärta, hudrodnader, svullnad eller brännande känsla, etc.

Även om följande biverkningar är sällsynta kan de uppstå:

- Stark ödembildning (svullnad) och erytem (rodnad): Om detta inträffar, kyl det drabbade området med en kall, fuktig trasa i minst 10 minuter och applicera sedan en kräm mot brännskador. Besvärerna bör avta inom några dagar.
- Utvidgning av de ytliga blodkapillärerna: Detta kan leda till tillfällig rodnad som varar i några dagar. Vissa av kapillärkärlen kan dessutom ha röda fläckar, som bör minska med tiden. Om dessa symtom uppstår, kyl omedelbart de drabbade områdena med kallt vatten.

9 Rengöring

⚠ VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Skilj alltid nätadaptern från elnätet innan du rengör produkten.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Doppa aldrig produkten i vatten eller andra vätskor. Se till att varken vatten eller några andra vätskor kommer in i höljet.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel, borstar med metall- eller nylonborst eller vassa eller metalliska rengöringsverktyg såsom knivar, hårda skrapor eller liknande.

1. Rengör produkten med en fuktig duk. Förvissa dig om att produkten är fri från vattenbaserade gelrester.
2. Torka produkten noggrant med en ren, torr, mjuk trasa.

I0 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra.

- Förvara produkten på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.
- Förvara produkten så att den är otillgänglig för barn.

II Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Förvissa dig om att varken produkten eller nätadaptern 13 är defekta och att nätadaptern är korrekt ansluten till ett eluttag.• Förvissa dig om att produkten är tillräckligt laddad såvida den inte drivs via nätadaptern.
Ingen värme eller mikroström känns under användning.	<ul style="list-style-type: none">• Se till att elektroderna 2 rör vid din hud.
Överdelen 5 / 6 fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Förvissa dig om att överdelen har satts fast på produkten korrekt. När överdelen har satts fast korrekt tänds kontrollampen för ackumulator/överdel 8 grönt.
Minst en kontrollampa blinkar vid användning.	<ul style="list-style-type: none">• Ett fel har uppstått under drift. Stäng av produkten och slå på den igen.

12 Tekniska data

12.1 Allmänt

Modell:	H2501
Märkspänning:	12 V
Batterikapacitet:	4 000 mAh litium
Batterityp:	1 x 4 000 mAh, litium (laddningsbart)
Teknik:	Home Tightening™
Lysdioder (våglängd):	630 nm ± 20 nm
IR (våglängd):	780 nm ± 20 nm
RF	
Max. utgångseffekt:	20 W
Huvudenhetens utgångsfrekvens:	1 MHz ± 30 %
RF-överdelens utgångsfrekvens:	1 MHz ± 30 %
Puls (EMS-överdel)	
Frekvens:	100 Hz ± 10 % (lift-läge); 2 Hz ± 10 % (slap-läge)
Max. spänning:	10 W

Transport-/förvaringsanvisningar

Temperatur:	-40 till +70 °C
Relativ luftfuktighet:	10–90 %
Atmosfärstryck:	500–1 060 hPa

Driftsvillkor

Temperatur:	10 till +35 °C
Relativ luftfuktighet:	30–75 %
Atmosfärstryck:	700–1 060 hPa

Vikt

Huvudenhet:	210 g
RF-överdel:	45 g
EMS-överdel:	55 g

Dimensioner (L × B × H)

Huvudenhet:	175 × 56 × 45 mm
Huvudenhet + RF-överdel:	189 × 71 × 61 mm
Huvudenhet + EMS-överdel:	189 × 71 × 66 mm

12.2 Nätadapter

Modellnummer:	DZ024CHL120200H
Ingång:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Utgång:	12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
Skyddsklass:	II

Publicerade uppgifter	Värde och noggrannhet	Enhet
Tillverkarens namn eller märke, handelsregistreringsnummer och adress:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, Kina	
Ingångsspänning:	100–240	V
AC-ingångsfrekvens:	50/60	Hz
Ingångsström:	0,8	A
Utgångsspänning:	12,0	V
Utgångsström:	2,0	A
Utgångseffekt:	24,0	W
Genomsnittlig effektivitet vid drift:	86,2	%
Effektivitet vid låg belastning (10 %):	76,8	%
Strömförbrukning vid nollbelastning:	0,1	W

I3 Avfallshantering

I3.1 Kassera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

I3.2 Kassera produkten

(Tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



Kasserade apparater får inte kastas i hushållsoporna!

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På så sätt säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

Batterier och batteripack får inte kastas i hushållsavfallet!



Som konsument är du skyldig enligt lag att lämna samtliga batterier och batteripack – oavsett om de innehåller farliga ämnen* eller inte – till kommunens/ stadsdelens återvinningscentral eller till en återförsäljare för miljövänlig avfallshantering.

Ta med den fullständiga produkten (inklusive batteriet) till din återvinningcentral och se till att batteriet är urladdat!

* märkta med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

I4 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en 2 års garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

I5 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: www.silkn.eu. Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från www.silkn.eu. som pdf.

Service nummer: +31 (0) 180-330550

E-post: info@silkn.eu

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Právní sdělení

Společnost Invention Works B.V. si vyhrazuje právo na změny výrobků nebo specifikací, za cílem zvýšení výkonu, spolehlivosti nebo zpracovatelnosti. Informace poskytnuté společností Invention Works B.V. jsou v době publikování považovány za správné a spolehlivé. Společnost Invention Works B.V. však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich používání. Licence se neposkytuje se konkludentně, ani na základě patentu nebo patentového práva společnosti Invention Works B.V.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Invention Works B.V. nesmí být žádná část tohoto dokumentu žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována nebo přenášena, a to ani elektronickou nebo mechanickou cestou. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.

Společnost Silk'n Beauty Ltd. disponuje patenty, zahájenými patentovými přihláškami, obchodními značkami, autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které jsou součástí tohoto dokumentu. Pokud nebude se společností Silk'n Beauty Ltd. sepsána pro tyto patenty, obchodní značky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví výslovná písemná dohoda, není poskytnutí tohoto dokumentu v žádném případě licencí. Změna technických údajů bez předchozího oznámení vyhrazena.

Silk'n a logo Silk'n jsou zapsané ochranné známky společnosti Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nizozemsko
www.silk'n.eu - info@silk'n.eu

CS

Obsah

1	Rozsah dodávky/Části zařízení	180
2	Všeobecně	180
2.1	Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití	180
2.2	Vysvětlení symbolů	180
3	Bezpečnost	181
3.1	Použití v souladu s určením	181
3.2	Bezpečnostní upozornění	181
3.3	Kontraindikace	183
4	Kontrola výrobku a obsahu dodávky	185
5	Charakteristika výrobku	185
5.1	Různé nastavce	185
5.2	Bezpečnostní funkce	185
6	Nabíjení	186
7	Obsluha	186
7.1	Příprava	186
7.2	Použití výrobku bez nastavce (na menší partie)	187
7.3	Použití výrobku s nastavcem RF (na větší partie)	187
7.4	Použití výrobku s nastavcem EMS	188
7.5	Po použití	188
8	Doporučení k použití výrobku	188
8.1	Místo aplikace	188
8.2	Co můžete očekávat během používání a po něm	189
8.3	Plán aplikace	189
8.4	Možné vedlejší účinky	189
9	Čištění	189
10	Skladování	190
11	Odstraňování problémů	190
12	Technické údaje	190
12.1	Všeobecně	190
12.2	Napájecí zdroj	191
13	Likvidace	192
13.1	Likvidace obalu	192
13.2	Likvidace výrobku	192
14	Záruční informace	192
15	Služba zákazníkům	192

I Rozsah dodávky/Části zařízení

- | | |
|--|---|
| 1 Plocha pro aplikaci RF | 8 Světelná kontrolka akumulátoru/nástavce |
| 2 Elektrody | 9 Nastavovací tlačítko (⏻) |
| 3 LED světla (světelné diody) | 10 Nabíjecí konektor |
| 4 Lampy vydávající blízké infračervené světlo (IR) | 11 Zástrčka, 2× |
| 5 Nástavec RF | 12 Tlačítko pro rozpojení |
| 6 Nástavec EMS | 13 Napájecí zdroj |
| 7 Ukazatel úrovně energie, 4× | 14 Konektor |

2 Všeobecně

2.1 Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití



Tento návod k použití patří k tomuto FaceTite MultiPlatform (dále nazývaný jako „výrobek“). Obsahuje důležité informace k jeho uvedení do provozu a používání.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Platí to zejména pro bezpečnostní upozornění. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek zranění nebo poškození výrobku. Návod k použití je založený na normách a pravidlech platných v Evropské unii a ve Spojeném království. Respektujte pokyny a zákony platné v zahraničí i pro jednotlivé země. Uschovejte tento návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, současně s ním předejte i tento návod k použití.

CS

2.2 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na výrobku nebo na obalu se používají následující symboly a výstražná slova.

VÝSTRAHA!

Tato výstražná slova/výstražné symboly označují nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí poškození majetku.



Tento výstražný symbol poskytuje užitečné dodatečné informace k zacházení a užívání.



Přečtěte si návod k použití.



Prohlášení o shodě: S tímto symbolem označení jsou výrobky v souladu se všemi platnými předpisy Společenství v rámci Evropského hospodářského prostoru.



Tento symbol označuje elektrické přístroje třídy ochrany II.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob napouštěných vodou.



Přístroje, které jsou označené tímto symbolem, jsou vhodné pouze pro domácí použití (v suchých vnitřních prostorech).



Stejnoseměrný proud.



Střídavý proud.



Mezinárodní značka efektivity udává, že napájení el. proudem splňuje požadavky stupně VI.



Výrobky označené tímto symbolem mají kladnou polaritu. Mohou být připojeny pouze k výrobkům, které mají také kladnou polaritu.



Připravte napájecí zdroj k použití a zlikvidujte ho, pokud je poškozen nebo má ohnuté kolíky.

ta

Okolní teplota (napájecí zdroj).



Certifikační značka potvrzuje, že výrobek splňuje národní a mezinárodní normy.

3 Bezpečnost

3.1 Použití v souladu s určením

Tento výrobek byl navržen ke zlepšení vzhledu pleti, dosažení zpevňujícího účinku, posílení nové tvorby kolagenu a podpoře redukce viditelných vrásek. Je určen výlučně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití. Výrobek není zdravotnický prostředek a není určen k léčbě onemocnění. Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo zraněním. Výrobce neručí za škody nebo zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

3.2 Bezpečnostní upozornění

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Připojte výrobek pouze v případě, že síťové napětí v elektrické zásuvce odpovídá údajům na typovém štítku napájecího zdroje.
- Napájecí zdroj zapojte pouze do snadno přístupné elektrické zásuvky tak, abyste jej mohli v případě poruchy rychle odpojit z elektrické sítě.
- Dodaný napájecí zdroj připojujte výhradně jen k výrobku. Nepoužívejte ho k jiným účelům.
- Výrobek a napájecí zdroj nepoužívejte, pokud je poškozený nebo vadný. Poškozené či vadné části musí vyměnit výrobce nebo zákaznický servis, aby se předešlo rizikům.

- Napájecí zdroj nikdy nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozen/a, pokud řádně nefunguje nebo byl ponořen do vody.
- Nikdy neotevírejte pouzdro, opravu přenechejte odborným pracovníkům. Za tímto účelem se obraťte na zákaznický servis. V případě svépomocí provedených oprav, neodborného nebo nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy pozbývají jakékoliv záruční nároky platnost.
- Při opravách se smí použít jen takové díly, které odpovídají původním údajům přístroje. V tomto výrobku se nachází elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Neponořujte výrobek ani napájecí zdroj do vody nebo jiných kapalin.
- Neukládejte výrobek či napájecí zdroj tak, aby hrozil jeho pád do vany nebo umyvadla. Nejsou vodotěsné.
- Nesahejte na výrobek, pokud spadl do vody. Než výrobek uchopíte, vytáhněte okamžitě napájecí zdroj ze zásuvky. Pokud výrobek neodpojíte od elektrické sítě, hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- Výrobek vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte, když jej čistíte nebo když se vyskytuje porucha. Napájecí zdroj vždy odpojte, když výrobek nenabíjíte.
- Nikdy nesahejte na výrobek nebo napájecí zdroj mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Do pouzdra nezasunujte žádné předměty.
- Napájecí zdroj nevytahujte ze zásuvky tažením za kabel, ale vždy uchopte samotnou zástrčku. Výrobek nikdy nepřepřavujte, netahejte ani nepřenášejte za kabel.
- Nepřibližujte výrobek ani napájecí zdroj k otevřenému ohni a horkým povrchům.
- Pokládejte kabel tak, abyste o něj nezakopli.
- Kabel neohýbejte a neomotávejte ho kolem napájecího zdroje. Kabel nepokládejte přes ostré hrany.
- Výrobek používejte pouze v interiéru.
- Výrobek nabíjejte jen při okolní teplotě mezi 10 a 35 °C.
- Výrobek nepoužívejte společně s externím časovačem ani se samostatným systémem dálkového ovládní.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Výrobek a všechny jeho součásti nesmí používat tyto osoby: Děti, dospělí s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními

schopnostmi, osoby, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti týkající se bezpečného zacházení s tímto výrobkem, a také osoby, které nerozumí rizikům souvisejícím s používáním výrobku.

- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Čištění a běžnou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek a napájecí zdroj uložte vždy mimo dosah dětí.
- Výrobek nenechávejte bez dozoru během doby, kdy je zapojený do zásuvky.
- Zajistěte, aby si s plastovým obalem nehrály děti. Při hraní by se do něj mohly zachytit a udusit se.
- Používejte pouze příslušenství dodané s výrobkem.
- Při nesprávném použití může dojít k vytečení kapaliny z akumulátoru – zamezte kontaktu s touto kapalinou. Kapalina vytečená z baterií může způsobit podráždění nebo poleptání.
- Dojde-li ke kontaktu kůže, očí nebo sliznice s kapalinou z baterie, zasažené místo neprodleně omyjte a opláchněte čistou vodou. Případně vyhledejte lékaře.
- Baterie nerozebírejte, nezkratujte a ani nevhazujte do ohně. Součástí výrobku je akumulátor, který nelze vyměnit.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Výrobek položte na snadno přístupnou, rovnou, suchou, žáruvzdornou a dostatečně stabilní plochu. Výrobek nepokládejte na okraj plochy.
- Výrobek byl vyvinut a testován podle požadavků platných pro rádiové frekvence. Přesto může dojít k elektromagnetickému rušení nebo jiným poruchám. K odstranění poruch může pomoci přemístění výrobku.
- Nepřibližujte výrobek, napájecí zdroj a příslušenství k horkým povrchům.
- Výrobek se nikdy nepokoušejte vyčistit tak, že ho ponoříte do vody, a nečistěte ho parním čističem.
- Zařízení nenabíjejte položené na potenciálně hořlavých materiálech nebo v jejich blízkosti (např. matrace, pokrývky nebo dřevo) či v blízkosti tekutin.

3.3 Kontraindikace

VÝROBEK NEPOUŽÍVEJTE, POKUD

- máte kardiostimulátor, implantovaný defibrilátor nebo jiný aktivní elektronický implantát.

- trpíte obtížně kontrolovatelnou endokrinní poruchou, jako je diabetes, nebo máte problémy se štítnou žlázou.
- v současnosti máte nebo jste dříve měli rakovinu kůže, jinou formu rakoviny nebo mateřská znaménka v předrakovinovém stádiu.
- jste během posledních 3 měsíců absolvovali ozařování nebo chemoterapii, nebo části vaší pokožky vykazují možnou přítomnost zhoubných nádorů.
- je váš imunitní systém oslaben z důvodu výskytu imunosupresivního onemocnění, jako je AIDS nebo HIV, nebo v důsledku užívání imunosupresivních léčiv.
- jste během posledních 6 měsíců před použitím tohoto výrobku užívali lék Isotretinoin (Accutane®).
- máte onemocnění související s citlivostí kůže, jako je porfyrie, polymorfni světelná dermatóza (PLD), světelná urtikaria, lupénka atd.
- trpíte epilepsií.
- jste těhotná nebo kojící žena.

OŠETŘENÍ NEPROVÁDĚJTE NA ŽÁDNÝCH MÍSTECH,

- na kterých se dlouhodobě nacházejí implantáty, jako jsou kovové destičky a šrouby (výjimka: ústní implantáty), silikonové implantáty nebo injekční výplně či toxiny.
- na kterých se vyskytují akutní rány, ekzémy, kožní vyrážky, otevřeně řezné rány, oděrky, léze, lupénka atd., ačkoli se na nich výrobek za běžných okolností používá.
- na kterých vaše kůže hnisá nebo je zanícená nebo kde jste v minulosti měli výrůstky v jizvě, špatně se hojící ránu nebo citlivou kůži.
- kde se nacházejí piercingy nebo jiné kovové předměty (např. z titanu).
- která byla během posledních 3 měsíců před použitím výrobku operována.

O dalším použití výrobku se poradte s lékařem, jestliže se v průběhu prvních 48 hodin po použití objeví neočekávané vedlejší účinky, jako je svědění kůže.

OBRAŤTE NA LÉKAŘE, KDYŽ

- trpíte kuperózou nebo růžovkou;
- jste na partii, kterou chcete ošetřit, v minulosti měli onemocnění, jako např. herpes simplex, jejichž stav zhoršuje teplo. V takovém případě můžete tento výrobek po odpovídajícím profylaktickém ošetření přesto použít.
- byly během posledních 6 měsíců na vaši kůži aplikovány léky na lékařský předpis.

- trpíte kožními onemocněními, výrůstky v jizvách nebo poruchami hojení ran.
- máte jiné zdravotní problémy, v případě kterých je podle názoru vašeho lékaře nebo dermatologa vyloučeno bezpečné použití tohoto výrobku.

4 Kontrola výrobku a obsahu dodávky

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!


- Pokud neopatrně otevřete obal pomocí ostrého nože nebo pomocí jiných ostrých předmětů, můžete výrobek snadno poškodit. Při otevírání buďte velmi opatrní.

CS


1. Výrobek vyjměte z obalu.
2. Přesvědčte se, zda je dodávka kompletní (viz **obr. A**).
3. Zkontrolujte, zda výrobek nebo jeho jednotlivé části nejsou poškozené. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Za tímto účelem se obraťte na náš zákaznický servis.


5 Charakteristika výrobku

5.1 Různé nástavce

Součástí výrobku je plocha pro aplikaci RF . Podporuje omlazení pleti prostřednictvím kombinace infračervené technologie (IR), světelné technologie LED a bipolární radiofrekvenční (RF) energie.

V balení jsou obsaženy následující nástavce pro zlepšení vzhledu pleti:

Nástavec RF : Toto rozšíření plochy pro aplikaci RF se dokonale hodí k účinnému ošetření větších partií (např. lící nebo krku).

Nástavec EMS : Pomocí mikroproudu vyvolává pohyby svalů, zlepšuje prokrvení a redukuje otoky. EMS je anglická zkratka elektrické svalové stimulace. Tento nástavec slouží k účinnému ošetření větších partií (např. lící nebo kontur dolní čelisti).

5.2 Bezpečnostní funkce

Výrobek je vybaven bezpečnostními funkcemi, které vaši pleť chrání před nadměrným zahřátím.

Teplotní senzor a regulátor tepla: Teplotní senzor měří teplotu kůže. Regulátor tepla se stará o to, aby – v závislosti na zvolené úrovni energie (1–4, mezi 40 a 43 °C) – automaticky nebyla vydávána žádná další radiofrekvenční energie, dokud kůže nevychladne natolik, že do ní bude možné energii znovu dodávat. Tak je chráněna před nadměrným zahřátím.

Pohybový senzor: Stará se o to, aby byla radiofrekvenční energie vydávána jen tehdy, když se s výrobkem pohybuje po pleti.

Automatické vypnutí: Výrobek se automaticky vypne, pokud se po dobu 15 minut nepoužil s nástavcem nebo bez něj.

6 Nabíjení

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Zařízení nenabíjejte položené na potenciálně hořlavých materiálech nebo v jejich blízkosti (např. matrace, pokrývky nebo dřevo) či v blízkosti tekutin.



- Výrobek nechejte zcela nabit před prvním použitím a při nízkém výkonu akumulátoru.
- Při nízkém výkonu akumulátoru se oranžově rozsvítí kontrolka akumulátoru / nástavce. Výrobek nabíjete.
- Když budete výrobek skladovat delší dobu, kontrolujte stav nabití baterie a výrobek pravidelně nabíjete.
- Výrobek je možné provozovat také prostřednictvím napájecího zdroje zapojeného do elektrické sítě.

1. Konektor **14** napájecího zdroje **13** zapojte do nabíjecího konektoru **10** na výrobku.
2. Spojte vhodnou síťovou zástrčku **11** (se 2 nebo 3 kolíky) s napájecím zdrojem.

Pro instalaci připojte síťovou zástrčku na napájecí zdroj a otočte ve směru symbolu uzamčení (🔒), dokud nezacvakne.

Pro rozpojení podržte stisknuté tlačítko pro rozpojení **12** a otočte síťovou zástrčkou ve směru symbolu odemčení (🔓), až ji bude možné oddělit od napájecího zdroje.

3. Zastrčte napájecí zdroj do zásuvky.

Nabíjení začne automaticky. Světelná kontrolka akumulátoru/nástavce **8** bliká během nabíjení oranžově a rozsvítí se zeleně, když bude proces nabíjení dokončen.

4. Po nabití odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě a vytáhněte konektor z nabíjecího konektoru na výrobku.

CS

7 Obsluha



- Před prvním použitím vyčistěte všechny díly výrobku, tak jak je popsáno v kapitole „Čištění“.
- Před použitím si přečtěte kapitulu „Doporučení k použití výrobku“.

7.1 Příprava

1. Před použitím výrobek zcela nabíjete (viz kapitola „Nabíjení“).

Výrobek je možné provozovat také prostřednictvím napájecího zdroje **13** zapojeného do elektrické sítě.

2. Podle vašeho přání nasadte nástavec RF **5** nebo nástavec EMS **6** na plochu pro aplikaci RF **1**.

Nástavec RF používejte k účinnému ošetření větších partií (např. lící nebo krku).

Nástavec EMS používejte ke stimulaci svalů pomocí mikroproudu.

Abyste připevnili zvolený nástavec, jemně ho přitlačte na plochu pro aplikaci radiofrekvenční energie, dokud nezacvakne (viz **obr. B**). Přesvědčte se, že trojúhelníková značka na zadní straně nástavce směřuje nahoru.

Budete-li chtít nástavec sejmout, jemně ho povytáhněte, dokud se neuvolní z plochy pro aplikaci RF.

3. Plet' musí být čistá a suchá. Přesvědčte se, že jste si odložili všechny šperky.

4. Na aplikační plochu výrobku, příp. nástavce, naneste tenkou vrstvu gelu na vodní bázi. Gel na vodní bázi zajišťuje vodivost a také to, aby výrobek po pleti snadno klouzal. Pro optimální, bezpečné a účinné použití výrobku doporučujeme použít gel Silk'n Slider.

7.2 Použití výrobku bez nástavce (na menší partie)

1. Stisknutím a podržením nastavovacího tlačítka (⏻) 9 výrobek zapnete. Výrobek poté běží na úrovni energie 1. Rozsvítí se první světelná kontrolka ukazatele úrovně energie 7.
2. Držte výrobek na pleti a jemnými masážními pohyby jím po ní pohybujte. Dbejte na to, aby se elektrody 2 dotýkaly vaší pleti. V provozu jsou také LED světla 3 a lampy vydávající blízké infračervené světlo (IR) 4.
3. Podle přání stiskněte znovu nastavovací tlačítko (⏻), čímž zvýšíte úroveň energie. Při změně úrovně energie se výrobek nesmí vůbec dotýkat vaší pleti. Výrobek se bude postupně přepínat na různé úrovně energie (1–4). Přitom se budou rozsvěcovat kontrolky příslušných úrovní energie. Když přístroj nastavíte na úroveň energie 4 a ještě jednou stisknete nastavovací tlačítko (⏻), přepne se výrobek znovu na úroveň energie 1. Jak zjistíte, s vyšší úrovní energie stoupá i příslušná teplota. Během použití může vaše pleť snadno zčervenat. To je zcela běžné a nemusí vás to nijak znepokojovat. S nejvyšší úrovní energie docílíte těch nejlepších výsledků. Důležité však je, aby vám byla aplikace se zvolenou úrovní energie příjemná. Pokud tomu tak není, zvolte nižší úroveň energie.
4. Zajistěte, aby během použití vždy na ploše, příp. nástavci, výrobku pro aplikaci bylo dostatečné množství gelu.
5. Výrobek používejte na malých partiích (např. na nosoretních rýhách nebo mezi obočím) vždy minimálně 3 minuty. Nesetrvávejte přitom pouze na jednom místě. Pohybujte výrobkem po celé ploše. Zabráníte tím příliš silnému zahřátí pleti a dalším možným vedlejším účinkům.

7.3 Použití výrobku s nástavcem RF (na větší partie)

1. Stisknutím a podržením nastavovacího tlačítka (⏻) 9 výrobek zapnete. Výrobek poté běží na úrovni energie 1. Rozsvítí se první světelná kontrolka ukazatele úrovně energie 7. Světelná kontrolka akumulátoru/nástavce 8 bude během použití svítit zeleně, čímž indikuje, že nástavec byl dobře nasazen. Jestliže nástavec nebyl správně nasazen, bude tato kontrolka blikat zeleně. V tomto případě nástavec nasadte správně.
2. Držte výrobek na pleti a jemnými masážními pohyby jím po ní pohybujte. Dbejte na to, aby se elektrody 2 dotýkaly vaší pleti. V provozu jsou také LED světla 3 a lampy vydávající blízké infračervené světlo (IR) 4.
3. Používejte výrobek tak, jak je popsáno v kroku 3 a 4 v kapitole 7.2.
4. Výrobek používejte na větších partiích (např. na lících nebo krku) vždy minimálně 5 minut. Nesetrvávejte přitom pouze na jednom místě. Pohybujte výrobkem po celé ploše. Zabráníte tím příliš silnému zahřátí pleti a dalším možným vedlejším účinkům.

7.4 Použití výrobku s nastavcem EMS

1. V kroku 1 v kapitole 7.3 najdete informace o tom, jak se ujistit, že byl nastavec EMS nasazen správně.
2. Držte výrobek na pleti a pohybujte jím po ní v přímém směru sem a tam. Dbejte na to, aby se elektrody **2** dotýkaly vaší pleti.
LED světla **3** a lampy vydávající blízké infračervené světlo (IR) **4** nejsou během používání nastavce EMS v provozu.
3. Popřípadě stiskněte znovu nastavovací tlačítko (**⏏**) **9** a změňte úroveň energie. Při změně úrovně energie se výrobek nesmí vůbec dotýkat vaší pleti.
Výrobek se bude postupně přepínat na různé úrovně energie (1–4). Přitom se budou rozsvěcovat kontrolky příslušných úrovní energie. Když přístroj nastavíte na úroveň energie 4 a stisknete nastavovací tlačítko (**⏏**) ještě jednou, přepne se výrobek znovu na úroveň energie 1.
Pocítíte, jak slabé elektrické impulzy vyvolávají kontrakce vašich obličejových svalů. S nejvyšší úrovní energie docílíte těch nejlepších výsledků. Důležité však je, aby vám byla aplikace se zvolenou úrovní energie příjemná. Pokud tomu tak není, zvolte nižší úroveň energie.
4. Zajistěte, aby během použití vždy na nastavci bylo dostatečné množství gelu.
5. Výrobek používejte na větších partiích (např. na lících nebo konturách dolní čelisti) vždy minimálně 5 minut.
Nesetrvávejte přitom pouze na jednom místě. Pohybujte výrobkem po celé ploše.

7.5 Po použití

1. Podržením nastavovacího tlačítka (**⏏**) **9** výrobek vypnete.
Jestliže je zapojený do zásuvky, odpojte napájecí zdroj **13** od elektrické sítě.
2. Odstraňte případné zbytky gelu na vodní bázi ze své pleti. Pleť následně opláchněte vlažnou vodou.
3. Osušte ji ručníkem a naneste na ní pleťový krém, abyste ji zklidnili a dodali jí vlhkost.
4. Po použití výrobek důkladně očistěte (viz kapitola „Čištění“).

8 Doporučení k použití výrobku

8.1 Místo aplikace

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Nedívejte se přímo do světla, které výrobek vydává. Při používání výrobku v očním okolí mějte oči zavřené.

Partie	Účel
Čelo (včetně místa mezi obočím)	Redukce vrásek
Líce vlevo a vpravo (včetně očního okolí, ale bez očních víček)	Redukce vrásek a zvýšení objemu
Krk	Redukce vrásek na krku

8.2 Co můžete očekávat během používání a po něm

- Z důvodu radiofrekvenční energie dochází k citelnému zahřívání.
- Při používání nástavce EMS **6** budete pociťovat jemné brnění, které způsobuje elektrický proud.
- Po použití se může objevit mírné zarudnutí nebo otoky. Ty by se měly vstřebat během několika hodin, nejpozději po uplynutí jednoho dne.

8.3 Plán aplikace

- Při aplikaci vždy začnete na úrovni energie I a postupně ji zvyšujete, pokud vám bude nadále příjemná.
- Výrobek používejte na větších partiích (např. na lících nebo krku) vždy minimálně 5 minut, příp. na menších partiích (např. na nosoretních rýhách nebo mezi obočím) minimálně 3 minuty.
- Výrobek používejte dvakrát týdně po dobu 10 týdnů. První patrné výsledky se objeví po 5 týdnech, resp. po 10 aplikacích.
- Poté výrobek používejte jednou za 2 týdny, abyste dosažené výsledky udrželi.
- Aby byly výsledky dlouhodobé, je důležité používat výrobek pravidelně.

8.4 Možné vedlejší účinky

Abyste předešli vedlejším účinkům, dodržujte vždy pokyny k použití a dbejte všech bezpečnostních upozornění a kontraindikací. Poradte se s lékařem, jestliže se budete dlouhodobě potýkat se zdravotními problémy, jako jsou bolesti, zarudnutí kůže, otoky nebo pocit pálení atd.

Následující vedlejší účinky jsou sice vzácné, mohou se však vyskytnout:

- Nadměrné edémy (otoky) a erytém (zarudnutí): Jestliže se vyskytnou, chlaďte postižené místo nejméně 10 minut studeným vlhkým ručníkem a poté na něj naneste krém na popáleniny. Tyto potíže by měly během několika dnů odeznít.
- Rozšíření krevních kapilár při povrchu kůže: To může vést k přechodnému zarudnutí, které může přetrvávat několik dnů. Některé vlasečnice mohou vytvářet také červené skvrny, jež by měly po čase zmizet. Pokud se tyto projevy objeví, ochlaďte hned postižené místo studenou vodou.

9 Čištění

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Než budete výrobek čistit, napájecí zdroj vždy odpojte od elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Zajistěte, aby do pouzdra nepronikla voda ani žádná jiná kapalina.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými či nylonovými štětinami, rovněž nepoužívejte ostré nebo kovové čisticí nástroje, jako jsou nože, tvrdé špachtle atp.

1. Výrobek čistěte vlhkým hadříkem. Přesvědčte se, že se na výrobku nevyskytují zbytky gelu na vodní bázi.
2. Výrobek důkladně vyčistěte čistým suchým měkkým hadříkem.

10 Skladování

Před uskladněním zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché.

- Výrobek uschovávejte na čistém a suchém místě, které je chráněno před horkem a přímým slunečním světlem.
- Výrobek uložte tak, aby k němu neměly přístup děti.

11 Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete odstranit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud se problém přesto nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek neopravujte sami.

Porucha	Možné příčiny a řešení
Výrobek nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že výrobek ani napájecí zdroj 13 nejsou poškozeny a že je napájecí zdroj řádně zapojen do zásuvky. • Přesvědčte se, že je výrobek dostatečně nabitý, pokud ho nebudete používat s napájecím zdrojem.
Během použití není cítit žádné teplo, resp. žádný mikroproud.	<ul style="list-style-type: none"> • Dbejte na to, aby se elektrody 2 dotýkaly vaší pleti.
Nástavec 5 / 6 nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Přesvědčte se, že byl nástavec správně nasazen na výrobek. Po správném nasazení nástavce svítí světelná kontrolka akumulátoru/nástavce 8 zeleně.
Při používání bliká alespoň jedna světelná kontrolka.	<ul style="list-style-type: none"> • Během provozu se vyskytla chyba. Výrobek vypněte a znovu zapněte.

CS

12 Technické údaje

12.1 Všeobecně

Model:	H250I
Jmenovité napětí:	12 V
Kapacita baterie:	4 000 mAh lithiová
Typ baterie:	1 × 4 000 mAh lithiová (nabíjecí)
Technologie:	Home Tightening™
LED (vlnová délka):	630 nm ± 20 nm
IR (vlnová délka):	780 nm ± 20 nm
RF	
Max. výkon:	20 W
Výstupní frekvence hlavní jednotky:	1 MHz ± 30 %
Výstupní frekvence nástavce RF:	1 MHz ± 30 %

Pulz (nástavec EMS)

Frekvence: 100 Hz ± 10 % (režim Lift);
2 Hz ± 10 % (režim Slap)

Max. napětí: 10 W

Podmínky pro přepravu / skladování

Teplota: -40 do +70 °C

Relativní vlhkost vzduchu: 10–90 %

Atmosférický tlak: 500–1 060 hPa

Provozní podmínky

Teplota: 10 až 35 °C

Relativní vlhkost vzduchu: 30–75 %

Atmosférický tlak: 700–1 060 hPa

Hmotnost

Hlavní jednotka: 210 g

Nástavec RF: 45 g

Nástavec EMS: 55 g

Rozměry (D × Š × H)

Hlavní jednotka: 175 × 56 × 45 mm

Hlavní jednotka + nástavec RF: 189 × 71 × 61 mm

Hlavní jednotka + nástavec EMS: 189 × 71 × 66 mm

12.2 Napájecí zdroj

Číslo modelu: DZ024CHL I 20200H

Vstup: 100–240 V~, 50 / 60 Hz, 0,8 A

Výstup: 12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W

Třída ochrany: II

Zveřejněné údaje	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název nebo značka výrobce, číslo v obchodním rejstříku a adresa:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Fo-šan, Kuang-tung, Čína	
Vstupní napětí:	100–240	V
Frekvence vstupního střídavého proudu:	50 / 60	Hz
Vstupní proud:	0,8	A
Výstupní napětí:	12,0	V
Výstupní proud:	2,0	A
Výstupní výkon:	24,0	W
Průměrná účinnost při provozu:	86,2	%

Zveřejněné údaje	Hodnota a přesnost	Jednotka
Účinnost při nízkém zatížení (10 %):	76,8	%
Spotřeba proudu při nulovém zatížení:	0,1	W

13 Likvidace

13.1 Likvidace obalu



Obal zlikvidujte podle jeho typu. Lepenku a karton odevzdejte do sběru papíru, folie do sběru druhotných surovin.

13.2 Likvidace výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém recyklovatelného sběru surovin)



Zákaz vyhazování starých přístrojů do domovního odpadu!

Pokud již nelze výrobek používat, **zlikvidujte jej v souladu s nařízeními, která jsou platná ve vaší zemi či regionu.** To zajišťuje, že staré spotřebiče budou řádně recyklovány a bude zabráněno negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektronické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a akumulátory – ať už obsahují nebezpečné látky* nebo ne – na sběrném místě ve vaší obci/městské části nebo u prodejce, aby mohly být zlikvidovány ekologicky. Odneste celý výrobek (včetně akumulátoru) na příslušné sběrné místo a ujistěte se, že je akumulátor vybitý!

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

14 Záruční informace

Na tento výrobek se vztahují evropská nařízení a zákony o 2 leté záruce. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické vady způsobené vadnými výrobními postupy. Pokud chcete uplatnit svůj nárok na záruku, je nutno získat pokyny od naší služby zákazníkům. Může vyřešit váš problém, aniž byste museli výrobek zaslat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naše služba zákazníkům vám vždy rád pomůže!

15 Služba zákazníkům

Další informace o výrobcích Silk'n naleznete na svých regionálních webových stránkách na: www.silkn.eu. Pokud je přístroj poškozený nebo defektní, potřebuje opravit, jestliže potřebujete naši pomoc, obraťte se na nejbližší servisní středisko Silk'n. Tuto příručku uživatele si ve formátu PDF můžete stáhnout i z www.silkn.eu.

Číslo servisního střediska: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Prawa autorskie 2023 © Silkn Beauty Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych.

Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostaną uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

PL Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silkn Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silkn Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Spis treści

1	Zakres dostawy/części urządzenia	195
2	Informacje ogólne	195
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	195
2.2	Objaśnienie symboli	195
3	Bezpieczeństwo	196
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	196
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	196
3.3	Przeciwwskazania	199
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	200
5	Cechy produktu	200
5.1	Różne nasadki	200
5.2	Funkcje bezpieczeństwa	201
6	Ładowanie	201
7	Obsługa	201
7.1	Przygotowanie	202
7.2	Użytkowanie produktu bez nasadki (do mniejszych obszarów)	202
7.3	Używanie produktu z nasadką RF (do większych powierzchni)	203
7.4	Używanie produktu z nasadką EMS	203
7.5	Po użyciu	204
8	Zalecenia dotyczące użytkowania produktu	204
8.1	Zakres zastosowania	204
8.2	Czego można oczekiwać podczas i po użyciu	204
8.3	Harmonogram stosowania	204
8.4	Możliwe skutki uboczne	205
9	Czyszczenie	205
10	Przechowywanie	205
11	Rozwiązywanie problemów	206
12	Dane techniczne	206
12.1	Informacje ogólne	206
12.2	Zasilacz	207
13	Utylizacja	208
13.1	Utylizacja opakowania	208
13.2	Utylizacja produktu	208
14	Informacje gwarancyjne	208
15	Obsługa klienta	208

I Zakres dostawy/części urządzenia

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Powierzchnia użytkowa RF | 8 Lampka kontrolna akumulatora/nasadki |
| 2 Elektrody | 9 Przycisk regulacji (⏻) |
| 3 Diody LED (diody świecące) | 10 Gniazdo ładowania |
| 4 Lampy podczerwieni (IR) | 11 Wtyczka sieciowa, 2× |
| 5 Nasadka RF | 12 Przycisk zwalniający |
| 6 Nasadka EMS | 13 Zasilacz |
| 7 Wskaźnik poziomu energii, 4× | 14 Gniazdo przyłączeniowe |

2 Informacje ogólne

2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia FaceTite MultiPlatform (zwanego dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia użytkowania i obsługi.

PL Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy przekazuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ten symbol oznacza urządzenia elektryczne klasy ochrony II.



OSTRZEŻENIE: Nie używać produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych pojemników napełnionych wodą.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym (w suchych pomieszczeniach).



Prąd stały.



Prąd przemienny.



Międzynarodowe oznaczenie sprawności wskazuje, że zasilanie spełnia wymagania poziomu VI.



Produkty oznaczone tym symbolem mają dodatnią polaryzację. Można je podłączać tylko do produktów, które mają również dodatnią polaryzację.



Jeśli zasilacz jest uszkodzony lub jego styki są wygięte, należy zaprzestać jego używania i zutylizować go.

ta

Temperatura otoczenia (zasilacz).



Znak kontrolny potwierdza, że produkt jest zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi.

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt został skonstruowany w celu poprawy wyglądu skóry, zapewnienia działania ujędrniającego, stymulacji tworzenia nowego kolagenu i wspierania redukcji widocznych zmarszczek. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego. Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do leczenia schorzeń. Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produkt podłączać tylko wtedy, gdy napięcie sieciowe gniazda odpowiada danym na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Zasilacz podłączać wyłącznie do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie problemów można go było szybko odłączyć od sieci elektrycznej.
- Dostarczony zasilacz wolno podłączać wyłącznie do produktu. Nie używać go do innych celów.

- Nie używać produktu i zasilacza, jeśli są uszkodzone lub wadliwe. Uszkodzone lub wadliwe części muszą zostać wymienione przez producenta lub serwis, aby uniknąć ryzyka.
- Nie używać zasilacza, jeśli jego kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa on prawidłowo lub jeśli został zanurzony w wodzie.
- Nie otwierać obudowy, a naprawę zlecać specjalistom. W tym celu należy zwracać się do działu obsługi klienta. W przypadku naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieodpowiedniej obsługi wyklucza się roszczenia gwarancyjne.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodpowiednie do bezpiecznego użytkowania.
- Nie zanurzać zasilacza ani kabla sieciowego w wodzie lub innych cieczach.
- Nie należy umieszczać produktu ani zasilacza w taki sposób, aby mogły wpaść do wanny lub umywalki. Nie są one wodoodporne.
- Nie sięgać po produkt, jeśli wpadł do wody. Należy natychmiast odłączyć zasilanie, zanim produkt zostanie dotknięty. Jeśli produkt nie zostanie odłączony od źródła prądu, może to prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Gdy produkt nie jest ładowany, należy zawsze odłączać zasilacz od sieci elektrycznej.
- Nigdy nie dotykać produktu ani zasilacza wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Nie odłączać zasilacza od gniazdka za kabel, lecz zawsze chwytać za sam zasilacz. Nigdy nie transportować, nie ciągnąć ani nie przenosić produktu za kabel.
- Przechowywać produkt i zasilacz z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.
- Nie załamywać kabla ani nie owijać go wokół zasilacza. Nie układać kabla przez ostre krawędzie.
- Produkt należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
- Produkt ładować w temperaturze od 10 do 35 °C.
- Nie należy używać produktu z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

! OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Produkt ani jego żadne komponenty nie mogą być używane przez następujące osoby: Dzieci, osoby dorosłe o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, osoby bez doświadczenia lub wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z produktu oraz osoby, które nie rozumieją zagrożeń związanych z korzystaniem z produktu.
- Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci należy trzymać z dala od produktu i zasilacza.
- Nie pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do gniazdka.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się opakowaniem z tworzywa sztucznego. Mogłyby się podczas zabawy w nią zaplątać i udusić.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych wraz produktem.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn – unikać kontaktu z nim. Ciecz wyciekająca z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- W przypadku kontaktu skóry, oczu lub błon śluzowych z płynem z baterii należy natychmiast przemyć i spłukać dotknięte obszary czystą wodą. W razie potrzeby proszę skonsultować się z lekarzem.
- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia. Produkt zawiera niewymienny akumulator.

PL

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Umieścić produkt na łatwo dostępnej, równej, suchej, odpornej na wysoką temperaturę i wystarczająco stabilnej powierzchni. Nie umieszczać produktu na krawędzi powierzchni.
- Produkt został opracowany i przetestowany zgodnie z wymogami częstotliwości radiowej. Mimo tego mogą wystąpić interferencje elektromagnetyczne lub inne zakłócenia. Zmiana lokalizacji produktu może pomóc wyeliminować zakłócenia.
- Produkt, zasilacz i akcesoria należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie próbować czyścić produktu, zanurzając go w wodzie ani nie czyścić go myjką parową.
- Nie ładować urządzenia na lub w pobliżu potencjalnie łatwopalnych materiałów (np. materacy, koców lub drewna) lub w pobliżu cieczy.

3.3 Przeciwwskazania

PRODUKTU NIE MOGĄ UŻYWAĆ OSOBY, KTÓRE

- noszą rozrusznik serca, wszczepiony defibrylator lub inny aktywny implant elektroniczny.
- mają trudne do kontrolowania zaburzenia endokrynologiczne, takie jak cukrzyca lub problemy z tarczycą.
- obecnie chorują lub chorowały na raka skóry, inny nowotwór lub mają znamiona przednowotworowe.
- przeszły w ciągu ostatnich 3 miesięcy radioterapię lub chemioterapię lub obszary skóry mają potencjalnie złośliwe guzy.
- ich układ odpornościowy jest osłabiony z powodu chorób immunosupresyjnych, takich jak AIDS lub HIV, lub na skutek przyjmowania leków immunosupresyjnych.
- stosowały izotretynoinę (Accutane®) w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed użyciem tego produktu.
- mają choroby związane z nadwrażliwością na światło, takie jak porfiria, polimorficzna dermatoza świetlna (PLD), uczulenie na światło, toczeń itp.
- cierpią na epilepsję.
- są w ciąży lub karmią piersią.

NIE PODDAWAĆ ZABIEGOM OBSZARÓW, W KTÓRYCH

- obecne są stałe implanty, takie jak metalowe płytki i śruby (wyjątek: implanty jamy ustnej), implanty silikonowe lub wstrzyknięte wypełnienia lub toksyny.
- występują miejscowe rany, egzema, wysypka, otwarte skaleczenia, otarcia, uszkodzenia skóry, łuszczyca itp. w miejscu stosowania produktu.
- skóra ropyje lub jest w stanie zapalnym lub w przeszłości występowały blizny rozrostowe, problemy z gojeniem się ran lub wrażliwością skóry.
- znajdują się kolczyki lub inne metalowe przedmioty (np. z tytanu).
- w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed użyciem produktu przeprowadzono zabieg chirurgiczny.

Przed dalszym stosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w ciągu pierwszych 48 godzin stosowania wystąpią nieoczekiwane działania niepożądane, takie jak swędzenie skóry.

SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM POWINNY OSOBY, KTÓRE

- cierpią na cerę naczynkową lub trądzik różowaty.
- w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, występowały w przeszłości choroby stymulowane ciepłem, takie jak opryszczka zwykła. W takim przypadku można nadal używać tego produktu po odpowiednim leczeniu profilaktycznym.
- w ciągu ostatnich 6 miesięcy stosowały na skórę leki przepisane przez lekarza.
- cierpią na choroby skóry, blizny lub zaburzenia gojenia się ran.
- mają inne problemy medyczne, które w opinii lekarza lub dermatologa wykluczają bezpieczne stosowanie tego produktu.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

PL

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.
1. Wyjąć produkt z opakowania.
 2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
 3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

5 Cechy produktu

5.1 Różne nasadki

Produkt posiada powierzchnię użytkową RF **1**. Wspomaga odmładzanie skóry za pomocą połączenia technologii podczerwieni (IR), technologii światła LED i bipolarna energia o częstotliwości radiowej (RF).

W celu poprawy wyglądu skóry dołączone są następujące nasadki:

Nasadka RF **5**: to rozszerzenie powierzchni użytkowej RF nadaje się idealnie do skutecznego stosowania na większych obszarach (np. policzkach lub szyi).

Nasadka EMS **6**: wykorzystuje mikroprąd do stymulacji ruchu mięśni, wspiera krążenie krwi i eliminuje obrzęki. Skrót EMS oznacza elektryczną stymulację mięśni. Nasadka służy do bardziej wydajnego stosowania na większych obszarach (np. policzki lub linia żuchwy).

5.2 Funkcje bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w funkcje bezpieczeństwa, które chronią skórę przed nadmiernym nagraniem.

Czujnik temperatury i regulator ciepła: czujnik temperatury wykrywa temperaturę skóry. Regulator ciepła dba o to, aby – w zależności od wybranego poziomu energii (1–4, między 40 a 43 °C) – energia RF nie była automatycznie dostarczana do momentu, aż skóra ostygnie na tyle, aby energia mogła być ponownie dostarczana. Chroni to skórę przed nadmiernym nagraniem.

Czujnik ruchu: dba o to, aby energia RF była emitowana tylko wtedy, gdy produkt jest przesuwany po skórze.

Automatyczne wyłączenie: produkt wyłącza się automatycznie po 15 minutach użytkowania z nasadką lub bez niej.

6 Ładowanie

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

• Nie ładować urządzenia na lub w pobliżu potencjalnie łatwopalnych materiałów (np. materacy, koców lub drewna) lub w pobliżu cieczy.



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski.
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, lampka kontrolna akumulatora/nasadki świeci podczas pracy na pomarańczowo. Naładować produkt.
- Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania baterii i regularnie ładować produkt.
- Produkt może być również użytkowany za pośrednictwem zasilacza sieciowego podłączonego do sieci elektrycznej.

1. Podłączyć gniazdo przyłączeniowe **14** zasilacza **13** do gniazda ładowania **10** produktu.

2. Podłączyć odpowiednią wtyczkę sieciową **11** (2 lub 3 bolce) do zasilacza.

W celu instalacji należy włożyć wtyczkę sieciową do zasilacza i obrócić ją w kierunku symbolu blokady (🔒) tak, aby się zablokowała.

W celu odłączenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający **12** i obrócić wtyczkę sieciową w kierunku symbolu odblokowania (🔓) tak, aby można ją było odłączyć od zasilacza.

3. Podłączyć zasilacz do gniazda zasilania.

Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Lampka kontrolna akumulatora/nasadki **8** miga na pomarańczowo podczas ładowania i świeci na zielono, gdy ładowanie jest zakończone.

4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej i odłączyć gniazdo przyłączeniowe od gniazda ładowania produktu.

7 Obsługa



- Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić wszystkie części produktu zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.
- Przed użyciem należy przeczytać rozdział „Zalecenia dotyczące użytkowania produktu”.

7.1 Przygotowanie

1. Przed użyciem produktu należy go w pełni naładować (patrz rozdział „Ładowanie”). Produkt można również użytkować za pośrednictwem zasilacza **13** podłączonego do sieci elektrycznej.
2. W razie potrzeby założyć nasadkę RF **5** lub nasadkę EMS **6** do powierzchni użytkowej RF **1**.
Użyć nasadki RF, aby skuteczniej stosować produkt na większych obszarach (np. policzkach lub szyi).
Użyć nasadki EMS, aby stymulować mięśnie za pomocą mikroprądu.
Aby zamocować wybraną nasadkę, lekko docisnąć ją do powierzchni użytkowej RF tak, aby się zablokowała (patrz **rys. B**). Upewnić się, że trójkątne oznaczenie z tyłu nasadki jest skierowane w górę.
Aby zdjąć nasadkę, należy ją delikatnie pociągnąć, aż odłączy się od powierzchni użytkowej RF.
3. Skóra musi być czysta i sucha. Upewnić się, że zdjęto całą biżuterię.
4. Nałożyć cienką warstwę żelu na bazie wody na powierzchnię użytkową produktu lub nasadki.
Żel na bazie wody zapewnia przewodnictwo i ułatwia przesuwanie produktu po skórze. W celu optymalnego, bezpiecznego i wydajnego korzystania z produktu zalecamy stosowanie żelu Silk'n Slider.

7.2 Użytkowanie produktu bez nasadki (do mniejszych obszarów)

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji (**⏮**) **9**, aby włączyć produkt. Produkt pracuje na poziomie energii I. Lampka kontrolna pierwszego wskaźnika poziomu energii **7** zaświeci.
2. Przytrzymać produkt przy skórze i przesuwać go po niej delikatnymi ruchami przypominającymi masaż.
Zwrócić uwagę na to, aby elektrody **2** miały styczność ze skórą.
Włączone są również diody LED **3** i lampy podczerwieni (IR) **4**.
3. W razie potrzeby nacisnąć ponownie przycisk regulacji (**⏮**), aby zmienić poziom energii. Podczas zmiany poziomu energii produkt nie może mieć kontaktu ze skórą. Produkt przechodzi kolejno przez różne poziomy energii (1–4). Świecą przy tym odpowiednie lampki kontrolne poziomu energii. Jeśli urządzenie pracuje na poziomie energii 4 i ponownie zostanie wciśnięty przycisk regulacji (**⏮**), produkt przełączy się z powrotem na poziom energii I.
Jak będzie można zauważyć, przy wyższych poziomach energii wzrasta również temperatura. Podczas stosowania skóra może być lekko zaczerwieniona. Jest to całkowicie normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.
Przy najwyższym poziomie energii uzyskuje się najlepsze rezultaty. Ważne jest jednak, aby stosowanie z wybranym poziomem energii było przyjemne dla użytkownika. Gdyby tak nie było, należy wybrać niższy poziom energii.
4. Należy zadbać o to, aby podczas stosowania na powierzchni użytkowej lub na nasadce zawsze znajdowała się wystarczająca ilość żelu.
5. Stosować produkt na małych obszarach (np. fałdy nosowo-wargowe lub między brwiami) każdorazowo przez co najmniej 3 minuty.

Nie należy trzymać przy tym produktu tylko w jednym miejscu na skórze. Zawsze przesuwaj go po całym obszarze. Zapobiega to nadmiernemu nagrzewaniu się skóry i innym potencjalnym skutkom ubocznym.

7.3 Używanie produktu z nasadką RF (do większych powierzchni)

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji (⏻) 9, aby włączyć produkt.

Produkt pracuje na poziomie energii 1. Lampka kontrolna pierwszego wskaźnika poziomu energii 7 zaświeci.

Lampka kontrolna akumulatora/nasadki 8 świeci na zielono podczas użytkowania, wskazując, że nasadka została prawidłowo zamontowana. Jeśli nasadka nie została prawidłowo zamontowana, lampka kontrolna miga na zielono. W takim przypadku należy prawidłowo założyć nasadkę.

2. Przytrzymać produkt przy skórze i przesuwaj go po niej delikatnymi ruchami przypominającymi masaż. Zwrócić uwagę na to, aby elektrody 2 miały styczność ze skórą.

Włączone są również diody LED 3 i lampy podczerwieni (IR) 4.

3. Używać produktu tak, jak opisano w krokach 3 i 4 w rozdziale 7.2.

4. Stosować produkt na większych obszarach (np. policzki lub szyja) przez co najmniej 5 minut.

Nie należy trzymać przy tym produktu tylko w jednym miejscu na skórze. Zawsze przesuwaj go po całym obszarze. Zapobiega to nadmiernemu nagrzewaniu się skóry i innym potencjalnym skutkom ubocznym.

7.4 Używanie produktu z nasadką EMS

1. W punkcie 1 w rozdziale 7.3 znajdują się informacje, jak upewnić się, że nasadka EMS została prawidłowo założona.

2. Przytrzymać produkt przy skórze i przesuwaj go po niej liniowymi ruchami. Zwrócić uwagę na to, aby elektrody 2 miały styczność ze skórą.

Diody LED 3 i lampy podczerwieni (IR) 4 nie działają, gdy używana jest nasadka EMS.

3. W razie potrzeby nacisnąć ponownie przycisk regulacji (⏻) 9, aby zmienić poziom energii.

Podczas zmiany poziomu energii produkt nie może mieć kontaktu ze skórą.

Produkt przechodzi kolejno przez różne poziomy energii (1–4). Świecą przy tym odpowiednie lampki kontrolne poziomu energii. Jeśli urządzenie pracuje na poziomie energii 4 i ponownie zostanie wciśnięty przycisk regulacji (⏻), produkt przełączy się z powrotem na poziom energii 1.

Zauważalne będzie, jak lekkie impulsy elektryczne powodują skurcze mięśni twarzy.

Przy najwyższym poziomie energii uzyskuje się najlepsze rezultaty. Ważne jest jednak, aby stosowanie z wybranym poziomem energii było przyjemne dla użytkownika. Gdyby tak nie było, należy wybrać niższy poziom energii.

4. Należy zadbać o to, aby podczas stosowania na nasadce zawsze znajdowała się wystarczająca ilość żelu.

5. Stosować produkt na większych obszarach (np. policzki lub szczęka) przez co najmniej 5 minut.

Nie należy trzymać przy tym produktu tylko w jednym miejscu na skórze. Zawsze przesuwaj go po całym obszarze.

7.5 Po użyciu

1. Po użyciu nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji (⏻) 9, aby wyłączyć produkt. Jeśli jest podłączony, należy odłączyć zasilacz 13 od sieci elektrycznej.
2. Usunąć ze skóry ewentualne pozostałości żelu na bazie wody. Następnie spłukać skórę letnią wodą.
3. Osuszyć skórę ręcznikiem i nałożyć krem do twarzy, aby ukoić i nawilżyć skórę.
4. Po użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt (patrz rozdział „Czyszczenie”).

8 Zalecenia dotyczące użytkowania produktu

8.1 Zakres zastosowania

⚠ OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Nie należy patrzeć bezpośrednio w światło emitowane przez produkt. Podczas stosowania produktu w okolicy oczu należy zamknąć oczy.

Obszar	Cel
Czoło (w tym obszar między brwiami)	Redukcja zmarszczek
Lewy i prawy policzek (w tym okolice oczu, ale bez powiek)	Redukcja zmarszczek i zwiększenie objętości
Szyja	Redukcja zmarszczek na szyi

PL

8.2 Czego można oczekiwać podczas i po użyciu

- Ze względu na energię RF występuje zauważalne rozgrzanie.
- Podczas korzystania z nasadki EMS 6 odczuwalne jest lekkie mrowienie spowodowane prądem elektrycznym.
- Po użyciu może wystąpić lekkie zaczerwienienie lub obrzęk. Powinny one zniknąć w ciągu kilku godzin lub maksymalnie w ciągu jednego dnia.

8.3 Harmonogram stosowania

- Zawsze rozpoczynać stosowanie na poziomie energii I i stopniowo zwiększać poziom energii, jeśli stosowanie jest nadal odczuwane jako przyjemne.
- Stosować produkt na większych obszarach (np. policzki lub szyja) przez co najmniej 5 minut jednorazowo lub na mniejszych obszarach (np. fałdy nosowo-wargowe lub między brwiami) przez co najmniej 3 minuty jednorazowo.
- Produkt należy stosować dwa razy w tygodniu przez 10 tygodni. Pierwsze widoczne rezultaty pojawiają się po 5 tygodniach lub 10 sesjach.
- Następnie stosować produkt raz na 2 tygodnie, aby utrzymać rezultaty.
- Aby rezultaty były trwałe, ważne jest regularne stosowanie produktu.

8.4 Możliwe skutki uboczne

Aby uniknąć skutków ubocznych, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i przeciwwskazań. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymującego się dyskomfortu, takiego jak ból, zaczerwienienie, obrzęk lub uczucie pieczenia itp.

Następujące działania niepożądane są wprawdzie rzadkie, ale mogą jednak wystąpić:

- Nadmierny obrzęk (opuchlizna) i rumień (zaczerwienienie): Jeśli do tego dojdzie, należy chłodzić dotknięty obszar zimną, wilgotną szmatką przez co najmniej 10 minut, a następnie nałożyć krem przeciw oparzeniom. Objawy powinny ustąpić w ciągu kilku dni.
- Rozszerzenie powierzchniowych naczyń włosowatych: Może to spowodować tymczasowe zaczerwienienie, utrzymujące się przez kilka dni. Niektóre naczynia włosowate mogą również mieć czerwone plamki, które z czasem powinny ustąpić. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast schłodzić dotknięte obszary zimną wodą.

9 Czyszczenie

PL

! OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy zawsze odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach. Upewnić się, że do obudowy nie przedostała się woda ani inne ciecze.
 - Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek ze szczeciną metalową lub nylonową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachle itp.
1. Wyczyścić produkt wilgotną ściereczką. Upewnić się, że produkt jest wolny od pozostałości żelu na bazie wody.
 2. Dokładnie osuszyć produkt czystą, suchą i miękką ściereczką.

10 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

11 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnić się, że ani sam produkt, ani zasilacz nie są uszkodzone i że zasilacz (13) jest prawidłowo podłączony do gniazda.• Upewnić się, że produkt jest wystarczająco naładowany, jeśli nie jest użytkowany z zasilaczem.
Podczas użytkowania nie są odczuwalne ciepło ani mikroprąd.	<ul style="list-style-type: none">• Zwrócić uwagę na to, aby elektrody (2) miały styczność ze skórą.
Nasadka (5)/(6) nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnić się, że nasadka została prawidłowo założona na produkt. Gdy nasadka jest prawidłowo założona, lampka kontrolna akumulatora/nasadki (8) świeci na zielono.
Podczas użytkowania miga co najmniej jedna lampka kontrolna.	<ul style="list-style-type: none">• Wystąpił błąd podczas użytkowania. Wyłączyć i z powrotem włączyć produkt.

PL

12 Dane techniczne

12.1 Informacje ogólne

Model:	H250I
Napięcie znamionowe:	12 V
Pojemność akumulatora:	4 000 mAh, litowy
Typ akumulatora:	1 × 4 000 mAh, litowy (przeznaczony do ponownego ładowania)
Technologia:	Home Tightening™
Diody LED (długość fali):	630 nm ± 20 nm
IR (długość fali):	780 nm ± 20 nm
RF	
Maks. moc wyjściowa:	20 W
Częstotliwość wyjściowa jednostki głównej:	1 MHz ± 30 %
Częstotliwość wyjściowa nasadki RF:	1 MHz ± 30 %
Impuls (nasadka EMS)	
Częstotliwość:	100 Hz ± 10 % (tryb Lift); 2 Hz ± 10 % (tryb Slap)
Maks. napięcie:	10 W
Warunki transportu/przechowywania	
Temperatura:	-40 do +70 °C
Wilgotność względna:	10–90 %
Ciśnienie atmosferyczne:	500–1 060 hPa

Warunki pracy

Temperatura:	10 do 35 °C
Wilgotność względna:	30–75 %
Ciśnienie atmosferyczne:	700–1 060 hPa

Waga

Jednostka główna:	210 g
Nasadka RF:	45 g
Nasadka EMS:	55 g

Wymiary (dł. × szer. × wys.)

Jednostka główna:	175 × 56 × 45 mm
Jednostka główna + nasadka RF:	189 × 71 × 61 mm
Jednostka główna + nasadka EMS:	189 × 71 × 66 mm

12.2 Zasilacz

Numer modelu:	DZ024CHL I 20200H
Wejście:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Wyjście:	12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
Klasa ochrony:	II

Opublikowane dane	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa lub marka producenta, numer rejestru handlowego i adres:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, Chiny	
Napięcie wejściowe:	100–240	V
Częstotliwość prądu przemiennego:	50/60	Hz
Prąd wejściowy:	0,8	A
Napięcie wyjściowe:	12,0	V
Prąd wyjściowy:	2,0	A
Moc wyjściowa:	24,0	W
Średni stopień sprawności podczas pracy:	86,2	%
Stopień sprawności przy niskim obciążeniu (10 %):	76,8	%
Zużycie prądu przy obciążeniu zerowym:	0,1	W

13 Utylizacja

13.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Teksturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

13.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, posiadających systemy do segregacji surowców wtórnych)



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!

Jeśli produkt nie może być już dłużej używane, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.**

W ten sposób zapewnia się profesjonalną utylizację starych urządzeń i unika negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

PL

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

* oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

14 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

15 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Visos teisės saugomos.

Teisinė informacija

Invention Works B.V. pasilieka teisę atlikti savo gaminių ar specifikacijų pakeitimus, kuriais gerinama gaminių kokybė, didinamas naudojimo saugumas ar tobulinama gamyba.

Invention Works B.V. parengta informacija paskelbiant yra teisinga ir patikima. Tačiau Invention Works B.V. neatsako už šios informacijos naudojimą. Invention Works B.V. licencija nesuteikiama nei netiesiogiai, nei pagal patentą ar patento teisę.

Be aiškaus raštiško Invention Works B.V. sutikimo draudžiama bet kokiais tiksliais ir bet kokia forma ar elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis kopijuoti ar perduoti šį dokumentą. Pasilieka teisę keisti duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n Beauty Ltd. turi patentų, susijusių patentų paraiškų, prekių ženklų, autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės, kurie yra šio dokumento objektas. Jei nėra atskiro raštiško susitarimo su Silk'n Beauty Ltd., šiuo dokumentu jums nesuteikiama licencija naudoti šiuos patentus, prekių ženklus, autoriaus teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises. Pasilieka teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n pavadinimas ir Silk'n logotipas yra registruoti Silk'n Beauty Ltd. prekių ženklai.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nyderlandai
www.silk'n.eu – info@silk'n.eu

Turinys

1	Tiekiamas komplektas/įrenginio dalys	211
2	Bendroji informacija	211
2.1	Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą	211
2.2	Simbolių paaiškinimas	211
3	Sauga	212
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	212
3.2	Saugos nurodymai	212
3.3	Kontraindikacijos	214
4	Gaminio ir komplekto tikrinimas	215
5	Gaminio savybės	216
5.1	Įvairūs priedai	216
5.2	Saugos funkcijos	216
6	Įkrovimas	216
7	Valdymas	217
7.1	Pasiruošimas	217
7.2	Gaminio naudojimas be priedų (mažesniems plotams)	217
7.3	Gaminio naudojimas su RF priedu (didesniems plotams)	218
7.4	Gaminio naudojimas su EMS priedu	218
7.5	Po naudojimo	219
8	Gaminio naudojimo rekomendacijos	219
8.1	Naudojimas	219
8.2	Ko tikėtis naudojimo metu ir po jo	219
8.3	Naudojimo planas	219
8.4	Galimas šalutinis poveikis	219
9	Valymas	220
10	Laikymas	220
11	Trikčių paieška	220
12	Techniniai duomenys	221
12.1	Bendroji informacija	221
12.2	Maitinimo blokas	222
13	Šalinimas	222
13.1	Pakuotės šalinimas	222
13.2	Gaminio šalinimas	222
14	Garantijos informacija	223
15	Klientų aptarnavimo skyrius	223

I Tiekiamas komplektas/įrenginio dalys

- | | |
|---|---|
| 1 RF taikymo paviršius | 8 Akumuliatoriaus/priedo kontrolinė lemputė |
| 2 Elektrodai | 9 Nustatymo mygtukas (⏻) |
| 3 Šviesos diodai (LED) | 10 Įkrovimo lizdas |
| 4 Artimųjų infraraudonųjų spindulių (IR) lempos | 11 Maitinimo tinklo kištukas, 2 vnt. |
| 5 RF priedas | 12 Atleidimo mygtukas |
| 6 EMS priedas | 13 Maitinimo blokas |
| 7 Energijos lygio rodmuo, 4 vnt. | 14 Prijungimo lizdas |

2 Bendroji informacija

2.1 Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą



Tai yra „FaceTite MultiPlatform“ (toliau „gaminys“) vartotojo vadovas Jame pateikiama svarbios informacijos apie gaminio naudojimo pradžią ir naudojimą.

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Ypač atidžiai

perskaitykite saugos nurodymus. Nesilaikant vartotojo vadovo galima patirti sužalojimų arba gali būti pažeistas gaminys. Vartotojo vadovas paremtas Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje taikomais standartais ir taisyklėmis. Užsienyje laikykitės naudojimo šalyje galiojančių direktyvų ir teisės aktų. Saugokite vartotojo vadovą galimam vélesniam naudojimui. Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, būtinai kartu perduokite ir vartotojo vadovą.

2.2 Simbolių paaiškinimas

Šiame vartotojo vadove, ant gaminio ar pakuotės pateikiami toliau aprašyti simboliai ir signaliniai žodžiai.

ĮSPĖJIMAS!

Šiuo signaliniu žodžiu / simboliu žymimas vidutinio rizikingumo pavojus, kurio neišvengus, galima patirti mirtį ar sunkų sužalojimą.

NURODYMAS!

Šis signalinis žodis įspėja apie galimą materialinę žalą.



Šiuo signaliniu simboliu žymima naudinga, papildoma informacija apie gaminio naudojimą.



Perskaitykite vartotojo vadovą.



Atitikties deklaracija. Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Europos ekonominės erdvės reikalavimus.



Šiuo simboliu žymimi II apsaugos klasės elektros įrenginiai.



ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio šalia vonių, dušų, praustuvų ar kitų vandens pripildytų talpyklų.



Šiuo simboliu pažymėti įrenginiai pritaikyti naudoti tik buityje (sausose patalpose).



Nuolatinė srovė.



Kintamoji srovė.



Tarptautinis efektyvumo ženklas rodo, kad maitinimo šaltinis atitinka VI lygio reikalavimus.



Šiuo simboliu pažymėtų gaminių poliškumas yra teigiamas. Juos galima prijungti tik prie gaminių, kurių poliškumas taip pat yra teigiamas.



Jei maitinimo blokas yra pažeistas arba jo kaiščiai sulenkti, nustokite jį naudoti ir pašalinkite.

ta

Aplinkos temperatūra (maitinimo blokas).



Bandymo ženklas patvirtina, kad gaminys atitinka nacionalinius ir tarptautinius standartus.

3 Sauga

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Produktas buvo sukurtas siekiant pagerinti odos tekstūrą, suteikti stangrinamąjį poveikį, stimuliuoti naujo kolageno susidarymą ir padėti sumažinti matomas raukšles. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui ir neskirtas komerciniam naudojimui. Šis gaminys nėra medicinos prietaisas ir nėra skirtas medicininėms ligoms gydyti. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali sukelti žalą turtui ar žmonėms. Gamintojas neatsako už žalą ir sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.

3.2 Saugos nurodymai

⚠ ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Gaminį prijunkite tik tuo atveju, jei kištukinio lizdo elektros tinklo įtampa atitinka maitinimo bloko duomenų plokštelėje nurodytus duomenis.
- Maitinimo bloką junkite tik į lengvai prieinamą kištukinį lizdą, kad iškilus problemai galėtumėte greitai atjungti gaminį nuo elektros tinklo.
- Komplekte esantį maitinimo bloką galima prijungti tik prie gaminio. Nenaudokite jo jokiais kitais tikslais.
- Nenaudokite gaminio ir maitinimo bloko, jei jie yra pažeisti arba sugedę. Kad būtų išvengta rizikos, sugadintas ar sugedusias dalis turi pakeisti gamintojas arba klientų aptarnavimo skyrius.
- Nenaudokite maitinimo bloko, jei jo laidas ar kištukas yra pažeistas, jei jis netinkamai veikia arba buvo panardintas į vandenį.

- Nebandykite atidaryti gaminio korpuso, o remonto darbus patikėkite specialistams. Tuo tikslu kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Dėl savavališkai atlikto remonto, netinkamo prijungimo ar netinkamo naudojimo prarandama teisė reikalauti atsakomybės ir garantijos.
- Remontui gali būti naudojamos tik pradinis įrenginio duomenis atitinkančios dalys. Šiame gaminyje yra elektrinių ir mechaninių dalių, būtinų apsaugai nuo pavojaus šaltinių.
- Nemerkitė gaminio ar maitinimo bloko į vandenį ar kitus skysčius.
- Nepadėkite gaminio ar maitinimo bloko taip, kad jis galėtų nukristi į vonią ar kriauklę. Jie nėra atsparūs vandeniui.
- Neimkite gaminio, jei jis įkrito į vandenį. Prieš paimdami gaminį, nedelsdami ištraukite maitinimo bloką iš kištukinio lizdo. Neatjungus gaminio nuo maitinimo šaltinio, gali išstikti elektros smūgis.
- Visada išjunkite gaminį, jei jo nenaudojate ar valote arba įvykus trikdžiai. Kai gaminio neįkraunate, visada atjunkite maitinimo bloką nuo elektros tinklo.
- Niekada neimkite gaminio ar maitinimo bloko šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Neįkiškite į korpusą jokių daiktų.
- Netraukite maitinimo bloko iš kištukinio lizdo už laido, visada laikykite už kištuko. Niekada negabenkite, netraukite ir neneškite gaminio už laido.
- Laikykite gaminį ir maitinimo bloką atokiau nuo atviros liepsnos ir karštų paviršių.
- Laidą padėkite taip, kad jis nekeltų pavojaus suklupti.
- Nelenkite laido ir nevyniokite jo aplink maitinimo bloką. Nedėkite laido virš aštrių briaunų.
- Gaminį naudokite tik patalpose.
- Gaminį įkraukite tik 10–35 °C temperatūros aplinkoje.
- Nenaudokite gaminio kartu su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Gaminio ir visų jo sudedamųjų dalių negali naudoti šie asmenys: vaikai, suaugusieji su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, kaip saugiai naudoti gaminį, ir asmenys, kurie nesupranta su gaminio naudojimu susijusių pavojų.
- Gaminys neskirtas žaisti vaikams. Valymo ir priežiūros darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.

- Saugokite vaikus nuo gaminio ir maitinimo bloko.
- Nepalikite gaminio be priežiūros, kol jis įjungtas į kištukinį lizdą.
- Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su celofanine pakuote. Žaisdami jie gali į ją įsipainioti ir uždusti.
- Naudokite tik su gaminiu pateiktus priedus.
- Netinkamai naudojant gaminį gali ištekėti akumulatoriaus skystis – saugokitės sąlyčio su juo. Iš baterijų ištekėjęs skystis gali dirginti ir ėsdinti.
- Baterijos skysčiui patekus ant odos, į akis ar ant gleivinės, nedelsdami nuplaukite sąlyčio vietas švarius vandeniu. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
- Jokiu būdu baterijų neardykite, nejunkite trumpuoju jungimu ir nemeskite į ugnį. Gaminyje yra akumulatorius, kurio negalima pakeisti.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Padėkite gaminį ant lengvai prieinamo, lygaus, sauso, karščiui atsparaus ir pakankamai stabilaus paviršiaus. Nestatykite gaminio ant paviršiaus krašto.
- Gaminys buvo sukurtas ir išbandytas laikantis radijo dažniams taikomų reikalavimų. Nepaisant to, gali atsirasti elektromagnetinių trukdžių ar kitų trikdžių. Pakeitus gaminio vietą, galima pašalinti trikdžius.
- Laikykite gaminį, maitinimo bloką ir priedus atokiau nuo atviros liepsnos ir karštų paviršių.
- Niekada nebandykite valyti gaminio panardindami jį į vandenį ir nevalykite jo garų valytuvu.
- Neįkraukite prietaiso ant potencialiai degių medžiagų (pvz., čiužinių, atklodžių ar medžio) arba šalia jų, taip pat šalia skysčių.

3.3 Kontraindikacijos

NENAUDOKITE GAMINIO, JEI

- Turite širdies stimuliatorių, implantuotą defibriliatorių ar kitą aktyvų elektroninį implantą.
- Turite blogai kontroliuojamų endokrininių sutrikimų, tokių kaip diabetas ir skydliaukės problemos.
- Šiuo metu sergate arba sirgote odos vėžiu, kitų rūšių vėžiu arba ikivėžiniais apgamais.
- Per pastaruosius 3 mėnesius jums buvo taikyta spindulinė terapija arba chemoterapija arba jūsų odos plotuose yra galimai piktybinių navikų.

- Jūsų imuninė sistema nusilpusi dėl imunosupresinių ligų, tokių kaip AIDS ar ŽIV, arba dėl imunosupresinių vaistų vartojimo.
- Per pastaruosius 6 mėnesius iki šio gaminio naudojimo vartojote izotretinoiną (Accutane®).
- Jūs sergate su jautrumu šviesai susijusia liga, pvz., porfirija, polimorfine fotodermatoze (PLD), fotourtikarija, vilklige ir kt.
- Sergate epilepsija.
- Esate nėščia arba maitinate krūtimi.

NEGALIMA APDOROTI PLOTŲ, KURIOSE

- Yra nuolatinių implantų, tokių kaip metalinės plokštelės ir varžtai (išimtis: burnos implantai), silikoniniai implantai arba injekcinės plombos ar toksinai.
- Yra vietinių žaizdų, egzemų, bėrimų, atvirų įpjovimų, įbrėžimų, pažeidimų, psoriazė ir kt.
- Jūsų oda yra išopėjusi arba uždegiminė, arba turite randų, žaizdų gijimo problemų arba jautrią odą.
- Yra auskarų ar kitų metalinių daiktų (pvz., iš titano).
- Jums buvo atlikta operacija per pastaruosius 3 mėnesius prieš pradėdant naudoti šį gaminį.

Pasitarkite su gydytoju prieš tęsdami gaminio naudojimą, jei per pirmąsias 48 valandas po naudojimo pasireiškė netikėtas šalutinis poveikis, pavyzdžiui, odos niežulys.

PASITARKITE SU GYDYTOJU, JEI

- Sergate kuperoze arba rožine.
- Apdorojamame plote yra buvę karščiu stimuliuojamų ligų, pavyzdžiui, paprastoji pūslelinė. Tokiu atveju šį produktą galima naudoti po tinkamo profilaktinio gydymo.
- Per pastaruosius 6 mėnesius ant odos naudojote gydytojo paskirtus vaistus.
- Kenčiate nuo odos ligų, randų ar žaizdų gijimo sutrikimų.
- Turite kitų sveikatos problemų, dėl kurių, gydytojo arba dermatologo nuomone, negalima saugiai naudoti šio gaminio.

4 Gaminio ir komplekto tikrinimas

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Neatsargiai atidarydami pakuotę aštriu peiliu ar kitu smailiu daiktu, galite pažeisti gaminį. Atidarydami pakuotę būkite atsargūs.

1. Išimkite gaminį iš pakuotės.
2. Įsitinkinkite, ar patiektame komplekte nieko netrūksta (žr. **A pav.**).
3. Patikrinkite, ar gaminys bei atsarginės dalys nepažeisti. Jei yra pažeidimų, gaminio nenau-dokite. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

5 Gaminio savybės

5.1 Įvairūs priedai

Gaminio RF taikymo paviršius **1**. Jis padeda atjauninti odą naudodamas infraraudonųjų spindulių (IR), šviesos diodų (LED) ir bipolinės radijo dažnio (RF) energijos derinį. Odos išvaizdai pagerinti komplekte yra šie priedai:

RF priedas **5**: toks RF taikymo ploto išplėtimas idealiai tinka efektyviam naudojimui didesniuose plotuose (pvz., skruostų ar kaklo).

EMS priedas **6**: jis naudoja mikrosrovę raumenų judesiams sukurti, kraujotakai skatinti ir patinimui pašalinti. Santrumpa EMS reiškia elektrinę raumenų stimuliaciją. Priedas naudo-jamas norint efektyviau padengti didesnius plotus (pvz., skruostus ar žandikaulio liniją).

5.2 Saugos funkcijos

Gamyne yra saugos funkcijos, apsaugančios odą nuo per didelio įkaitimo.

Temperatūros jutiklis ir šilumos valdiklis: temperatūros jutiklis nustato odos temperatūrą. Šilumos valdiklis užtikrina, kad, priklausomai nuo pasirinkto energijos lygio (1–4, nuo 40 iki 43 °C), radijo dažnių energija automatiškai nebebus tiekiamą tol, kol oda atvės tiek, kad ją vėl būtų galima tiekti. Tai apsaugo odą nuo per didelio įkaitimo.

Judesio jutiklis: jis užtikrina, kad radijo dažnių energija būtų skleidžiama tik tada, kai gaminys juda per odą.

Automatinis išjungimas: gaminys automatiškai išsijungs po 15 minučių naudojimo su priedu arba be jo.

6 Įkrovimas

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Neįkraukite prietaiso ant potencialiai degių medžiagų (pvz., čiužinių, antklodžių ar medžio) arba šalia jų, taip pat šalia skysčių.



- Prieš pirmąjį naudojimą bei esant mažai akumulatoriaus galiai, gaminį įkraukite iki galo.
- Esant mažai akumulatoriaus galiai, veikimo metu akumulatoriaus/priedo kontro-linė lemputė šviečia oranžine spalva. Įkraukite gaminį.
- Jei gaminį ilgesnį laiką laikote nenaudojamą, reguliariai patikrinkite baterijos būseną ir įkraukite ją.
- Gaminį taip pat galima valdyti iš maitinimo bloko, prijungto prie elektros tinklo.

1. Prijunkite maitinimo bloko **13** prijungimo lizdą **14** prie gaminio įkrovimo lizdo **10**.

2. Prie maitinimo bloko prijunkite tinkamą tinklo kištuką **11** (2 arba 3 kontaktų).

Norėdami įrengti, įkiškite maitinimo kištuką į maitinimo bloką ir pasukite jį užrakto simbolio kryptimi, kol jis užsifiksuos.

Norėdami ištraukti, paspauskite ir palaikykite paspaudę atleidimo mygtuką **12** ir pasu-kite tinklo kištuką atrakinimo simbolio kryptimi, kol jį bus galima ištraukti iš maiti-nimo bloko.

- Įkiškite maitinimo bloką į kištukinį lizdą.
Gaminys pradedamas įkrauti automatiškai. Įkrovimo metu akumulatoriaus/priedo kontrolinė lemputė **8** mirksi oranžine spalva ir užsidega žalia spalva, kai įkrovimas baigiamas.
- Po įkrovimo atjunkite maitinimo bloką nuo elektros tinklo ir ištraukite prijungimo lizdą iš gaminio įkrovimo prievado.

7 Valdymas



- Prieš naudodami gaminį pirmą kartą, išvalykite visas gaminio dalis, kaip aprašyta skyriuje „Valymas“.
- Prieš naudodami perskaitykite skyrių „Gaminio naudojimo rekomendacijos“.

7.1 Pasiruošimas

- Prieš naudodami visiškai įkraukite gaminį (žr. skyrių „Įkrovimas“).
Taip pat gaminį galite naudoti per maitinimo bloką **13**, prijungtą prie elektros tinklo.
- Jei pageidaujate, prie RF taikymo paviršiaus **1** prijunkite RF priedą **5** arba EMS priedą **6**.
Naudokite RF priedą, kad galėtumėte efektyviau naudoti didesniuose plotuose (pvz., skruostų ar kaklo).
Naudokite EMS priedą raumenims mikrosrovėmis stimuliuoti.
Norėdami pritvirtinti norimą priedą, lengvai prispauskite jį prie RF taikymo paviršiaus, kol jis užsifiksuos (žr. **B pav.**). Įsitikinkite, kad trikampio ženklas ant galinės priedo dalies yra nukreiptas į viršų.
Norėdami nuimti priedą, švelniai jį traukite, kol jis atsiskirs nuo RF taikymo paviršiaus.
- Jūsų oda turi būti švari ir sausa. Įsitikinkite, kad nusiėmėte visus papuošalus.
- Užtepkite ploną vandens pagrindo gelio sluoksnį ant gaminio arba priedo taikymo paviršiaus.
Vandens pagrindo gelis užtikrina laidumą ir leidžia gaminiumi lengvai slysti oda. Kad gaminys būtų naudojamas optimaliai, saugiai ir efektyviai, rekomenduojame naudoti „Silk'n Slider“ gelį.

7.2 Gaminio naudojimas be priedų (mažesniems plotams)

- Kad įjungtumėte gaminį, palaikykite paspaudę nustatymo mygtuką **(⏻)** **9**.
Gaminys veikia 1 energijos lygiu. Užsidega pirmojo energijos lygio rodmens **7** kontrolinė lemputė.
- Laikykite gaminį prie odos ir braukite per ją švelniais masažiniais judesiais.
Įsitikinkite, kad elektrodai **2** liečiasi su oda.
Taip pat veikia šviesos diodai **3** ir artimųjų infraraudonųjų spindulių (IR) lemputės **4**.
- Jei norite, dar kartą paspauskite nustatymo mygtuką **(⏻)**, kad pakeistumėte energijos lygį.
Keičiant energijos lygį gaminys neturi liestis su oda.
Produktas vieną po kito pereina skirtingus energijos lygius (1–4). Užsidega atitinkamos energijos lygio kontrolinės lemputės. Jei prietaisas veikia 4 energijos lygiu ir dar kartą paspaudžiate nustatymo mygtuką **(⏻)**, prietaisas vėl persijungia į 1 energijos lygį.
Kaip pastebėsite, didėjant energijos lygiui, didėja ir atitinkama temperatūra. Naudojimo metu jūsų oda gali šiek tiek parausti. Tai visiškai normalu ir nėra priežasties nerimauti.

Geriausių rezultatų pasieksite naudodami didžiausią energijos lygį. Tačiau svarbu, kad programa su atitinkamu pasirinktu energijos lygiu jums būtų maloni. Jei taip nėra, pasirinkite žemesnį energijos lygį.

4. Naudodami įsitikinkite, kad ant gaminio RF taikymo paviršiaus arba ant priedo visada yra pakankamai gelio.
5. Ant mažesnių plotų (pvz., nasolabialinių raukšlių arba tarp antakių) naudokite gaminį ne trumpiau kaip 3 minutes.

Neleiskite gaminiui pasilikti tik vienoje odos vietoje. Visada perbraukite per visą plotą. Taip išvengiama pernelyg didelio odos įkaitimo ir kitų galimų šalutinių poveikių.

7.3 Gaminio naudojimas su RF priedu (didesniems plotams)

1. Kad įjungtumėte gaminį, palaikykite paspaudę nustatymo mygtuką (⏻) 9. Gaminys veikia I energijos lygiu. Užsidega pirmojo energijos lygio rodmens 7 kontrolinė lemputė.
Naudojimo metu akumuliatoriaus/priedo kontrolinė lemputė 8 šviečia žalia spalva, rodydama, kad priedas uždėtas teisingai. Jei priedas buvo pritvirtintas netinkamai, ši kontrolinė lemputė mirksi žalia spalva. Tokiu atveju teisingai pritvirtinkite priedą.
2. Laikykite gaminį prie odos ir braukite per ją švelniais masažiniais judesiais. Įsitikinkite, kad elektrodai 2 liečiasi su oda. Taip pat veikia šviesos diodai 3 ir artimųjų infraraudonųjų spindulių (IR) lempos 4.
3. Naudokite gaminį taip, kaip aprašyta 7.2 skyriaus 3 ir 4 punktuose.
4. Ant didesnių plotų (pvz., skruostų ar kaklo) naudokite gaminį ne trumpiau kaip 5 minutes. Neleiskite gaminiui pasilikti tik vienoje odos vietoje. Visada perbraukite per visą plotą. Taip išvengiama pernelyg didelio odos įkaitimo ir kitų galimų šalutinių poveikių.

LT

7.4 Gaminio naudojimas su EMS priedu

1. Žr. 7.3 skyriaus 1 punktą, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip įsitikinti, kad EMS priedas pritvirtintas teisingai.
2. Laikykite gaminį prie odos ir braukite per ją švelniais linijiniais judesiais. Įsitikinkite, kad elektrodai 2 liečiasi su oda.
Kai naudojamas EMS priedas, šviesos diodai 3 ir artimųjų infraraudonųjų spindulių (IR) lempos 4 neveikia.
3. Jei reikia, dar kartą paspauskite nustatymo mygtuką (⏻) 9, kad pakeistumėte energijos lygį. Keičiant energijos lygį gaminys neturi liestis su oda.
Produktas vieną po kito pereina skirtingus energijos lygius (1–4). Užsidega atitinkamos energijos lygio kontrolinės lemputės. Jei prietaisas veikia 4 energijos lygiu ir dar kartą paspaudžiate nustatymo mygtuką (⏻), prietaisas vėl persijungia į I energijos lygį.
Pastebėsite, kaip silpni elektriniai impulsai sukelia veido raumenų susitraukimus.
Geriausių rezultatų pasieksite naudodami didžiausią energijos lygį. Tačiau svarbu, kad programa su atitinkamu pasirinktu energijos lygiu jums būtų maloni. Jei taip nėra, pasirinkite žemesnį energijos lygį.
4. Naudodami įsitikinkite, kad ant priedo visada yra pakankamai gelio.
5. Ant didesnių plotų (pvz., skruostų ar žandikaulio linijos) naudokite gaminį ne trumpiau kaip 5 minutes.
Neleiskite gaminiui pasilikti tik vienoje odos vietoje. Visada perbraukite per visą plotą.

7.5 Po naudojimo

1. Kad išjungtumėte gaminį, po naudojimo paspauskite ir palaikykite paspaudę nustatymo mygtuką (⏻) 9.
- Jei jis įjungtas, turėtumėte atjungti maitinimo bloką 13 nuo elektros tinklo.
2. Pašalinkite vandens pagrindo gelio likučius nuo odos. Po to nuplaukite odą drungnu vandeniu.
3. Nusausinkite odą rankšluosčiu ir patepkite ją veido kremu, kad nuramintumėte ir sudrėkintumėte odą.
4. Po naudojimo kruopščiai išvalykite gaminį (žr. skyrių „Valymas“).

8 Gaminio naudojimo rekomendacijos

8.1 Naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Nežiūrėkite tiesiai į gaminio skleidžiamą šviesą. Naudodami gaminį akių srityje, užmerkite akis.

Sritis	Tikslas
Kakta (įskaitant sritį tarp antakių)	Raukšlių mažinimas
Kairysis ir dešinysis skruostai (įskaitant akių sritį, bet be vokų)	Raukšlių mažinimas ir apimties didinimas
Kaklas	Kaklo raukšlių mažinimas

8.2 Ko tikėtis naudojimo metu ir po jo

- Dėl RF energijos pastebimas kaitinimas.
- Naudojant EMS priedą 6 pajusite nedidelį dilgčiojimą, kurį sukelia elektros srovė.
- Po naudojimo gali atsirasti nedidelis paraudimas ar patinimas. Tai turėtų išnykti per kelias valandas arba ne vėliau kaip per dieną.

8.3 Naudojimo planas

- Programas visada pradėkite nuo 1 energijos lygio ir palaipsniui didinkite energijos lygį tol, kol programa jums bus maloni.
- Ant didesnių plotų (pvz., skruostų ar kaklo) naudokite gaminį ne trumpiau kaip 5 minutes, o ant mažesnių plotų (pvz., nasolabialinių raukšlių arba tarp antakių) – ne trumpiau kaip 3 minutes.
- Naudokite gaminį du kartus per savaitę 10 savaitių. Pirmieji matomi rezultatai atsiranda po 5 savaitių arba 10 seansų.
- Vėliau gaminį naudokite kartą kas 2 savaites, kad išlaikytumėte rezultatus.
- Kad rezultatai būtų ilgalaikiai, svarbu gaminį naudoti reguliariai.

8.4 Galimas šalutinis poveikis

Kad išvengtumėte šalutinio poveikio, visada laikykitės nurodymų ir atsižvelkite į visus įspėjimus bei kontraindikacijas. Pasikonsultuokite su gydytoju, jei jaučiate nuolatinį diskomfortą, pvz., skausmą, paraudimą, patinimą, deginimo pojūtį ir pan.

Nors retai, gali pasireikšti toks šalutinis poveikis:

- Per didelė edema (patinimas) ir eritema (paraudimas): jei taip atsitiktų, paveiktą vietą

vėsinkite šaltu drėgnu rankšluosčiu bent 10 minučių, o tada patepkite kremu nuo nudegimų. Simptomai turėtų išnykti per kelias dienas.

- Paviršinių kraujų kapiliarų išsiplėtimas: dėl to gali atsirasti laikinas paraudimas, trunkantis kelias dienas. Kai kuriuose kapiliaruose taip pat gali atsirasti raudonų dėmių, kurios laikui bėgant turėtų išnykti. Jei pasireiškia šie simptomai, nedelsdami atvėsinkite paveiktas vietas šaltu vandeniu.

9 Valymas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Prieš valydami gaminį visada atjunkite maitinimo bloką nuo elektros tinklo.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Niekada nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius. Pasirūpinkite, kad į korpusą nepatektų vanduo ar kiti skysčiai.
- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, šepetčių su metaliniais ar nailoniniais šereliais arba aštrių ar metalinių valymo įrankių, pavyzdžiui, peilių, kietų mentelių ir pan.

1. Gaminį valykite drėgna šluoste. Įsitikinkite, kad ant gaminio nėra vandens pagrindo gelio likučių.
2. Kruopščiai nusausinkite gaminį švaria, sausa, minkšta šluoste.

10 Laikymas

Prieš padėdami gaminį laikyti, įsitikinkite, kad visos dalys yra sausos.

- Gaminį laikykite švarioje, sausoje ir nuo karščio bei tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

11 Trikčių paieška

Tam tikros problemos gali būti sukeltos nedidelių trikčių, kurias galite pašalinti patys. Tuo tikslu laikykitės tolesnėje lentelėje pateiktų nurodymų. Jei problemos pašalinti nepavyko, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Nebandykite remontuoti gaminio patys.

Triktis	Galima priežastis ir sprendimas
Gaminys neveikia.	<ul style="list-style-type: none">• Įsitikinkite, kad nei pats gaminys, nei maitinimo blokas 13 nėra sugedęs ir ar maitinimo blokas tinkamai prijungtas prie kištukinio lizdo.• Įsitikinkite, kad gaminys yra pakankamai įkrautas, jei jis nemaitinamas per tinklo bloką.
Naudojimo metu nesijaučia karščio ar mikrosvyrių.	<ul style="list-style-type: none">• Įsitikinkite, kad elektrodai 2 liečiasi su oda.

Triktis	Galima priežastis ir sprendimas
Priedas 5 / 6 neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad priedas teisingai uždėtas ant gaminio. Kai priedas tinkamai pritvirtintas, akumuliatoriaus/priedo kontrolinė lemputė 8 šviečia žalia spalva.
Naudojimo metu mirksi bent viena kontrolinė lemputė.	<ul style="list-style-type: none"> Eksplotavimo metu įvyko klaida. Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

12 Techniniai duomenys

12.1 Bendroji informacija

Modelis:	H2501
Vardinė įtampa:	12 V
Akumuliatoriaus talpa:	4 000 mAh, ličio
Akumuliatoriaus tipas:	1 × 4 000 mAh, ličio (įkraunama)
Technologija:	„Home Tightening“™
Šviesos diodai (bangų ilgis):	630 nm ± 20 nm
IR (bangų ilgis):	780 nm ± 20 nm
RF	
Maks. išvesties galia:	20 W
Pagrindinio prietaiso išvesties dažnis:	1 MHz ± 30 %
RF priedo išvesties dažnis:	1 MHz ± 30 %
Impulsas (EMS priedas)	
Dažnis:	100 Hz ± 10 % (pakėlimo režimas); 2 Hz ± 10 % (smūgio režimas)
Maks. įtampa:	10 W
Transportavimo / laikymo sąlygos	
Temperatūra:	nuo -40 iki +70 °C
Santykinis oro drėgnis:	10–90 %
Atmosferos slėgis:	500–1 060 hPa
Eksplotavimo sąlygos	
Temperatūra:	nuo 10 iki 35 °C
Santykinis oro drėgnis:	30–75 %
Atmosferos slėgis:	700–1 060 hPa
Svoris	
Pagrindinis prietaisas:	210 g
RF priedas:	45 g
EMS priedas:	55 g
Matmenys (I × P × A)	
Pagrindinis prietaisas:	175 × 56 × 45 mm
Pagrindinis prietaisas + RF priedas:	189 × 71 × 61 mm
Pagrindinis prietaisas + EMS priedas:	189 × 71 × 66 mm

12.2 Maitinimo blokas

Modelio numeris:	DZ024CHLI20200H
Įvestis:	100–240 V~, 50 / 60 Hz, 0,8 A
Išvestis:	12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W
Apsaugos klasė:	II

Skelbiami duomenys	Vertė ir tikslumas	Vienetas
Gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas, komercinio registro numeris ir adresas:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, China (Kinija)	
Įvesties įtampa:	100–240	V
Įvesties kintamosios srovės dažnis:	50 / 60	Hz
Įvesties srovė:	0,8	A
Išvesties įtampa:	12,0	V
Išvesties srovė:	2,0	A
Išvesties galia:	24,0	W
Vidutinis veikimo efektyvumas:	86,2	%
Veikimo efektyvumas esant nedidelei apkrovai (10 %):	76,8	%
Energijos suvartojimas be apkrovos:	0,1	W

LT

13 Šalinimas

13.1 Pakuotės šalinimas



Šalinkite pakuotę pagal rūšį. Popierių ir kartoną pridukite su popieriaus atliekomis, o plėveles – su perdirbamomis atliekomis.

13.2 Gaminio šalinimas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra panašios perdirbamų atliekų rūšiavimo sistemos)



Senų prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis!

Jei gaminys nebegali būti naudojamas, **šalinkite jį laikydamiesi šalies ar regiono atliekų tvarkymo taisyklių**. Šitai užtikrinsite, kad naudotos įrangos atliekos bus sutvarkytos tinkamai ir negalės pakenkti aplinkai. Todėl elektros įranga pažymėta šiuo simboliu.

Draudžiama išmesti baterijas ir akumulatorius su buities atliekomis!



Teisės aktai jus, kaip galutinį naudotoją, įpareigoja visus akumulatorius ir baterijas priduoti savivaldybės / seniūnijos atliekų surinkimo punkte ar pardavėjui, kad jų atliekos būtų sutvarkytos tinkamai, nepriklausomai nuo to, ar juose yra pavojingų medžiagų* ar ne.

Įsitinkite, kad akumulatorius yra išsikrovęs ir pridukite visą gaminį (su akumulatoriumi) į surinkimo punktą!

* Žymėjimas: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas

14 Garantijos informacija

Šiam gaminiui pagal Europos taisyklės ir teisės aktus suteikiama 2 metų garantija. Šiam gaminiui suteikiama garantija taikoma tik defektams, atsiradusiems dėl gamybos klaidų. Jei norite pareikšti pretenzijas dėl garantijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Gali būti, kad jam pavyks išspręsti problemas ir nereikės siųsti gaminio į parduotuvę ar mūsų techninės priežiūros centrą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti!

15 Klientų aptarnavimo skyrius

Daugiau informacijos apie Silk'n gaminius rasite savo regiono interneto svetainėje: www.silkn.eu. Jei įrenginys yra pažeistas, turi trūkumų, reikia remonto arba mūsų pagalbos, kreipkitės į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Šį naudotojo vadovą galite atsisiųsti kaip PDF failą iš www.silkn.eu.

Priežiūros Nr.: +31 (0) 180-330550

El. paštas: info@silkn.eu

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Minden jog fenntartva.

Jogi nyilatkozat

A Invention Works B.V. fenntartja magának a jogot, hogy teljesítménynövelési, üzembiztonsági vagy gyárthatósági szempontokból a termékein vagy a specifikáción változtatásokat végezhesen. A Invention Works B.V. által rendelkezésre bocsátott információk a közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatónak tekinthetők. Felhasználásukat illetően a Invention Works B.V. mindazonáltal semmiféle felelősséget nem vállal. Sem hallgatólagosan, sem a Invention Works B.V. szabadalma, sem szabadalmi joga nem nyújt engedélyt.

A dokumentum egyetlen része sem, semmilyen formában, sem elektronikus, sem mechanikus eszközzel semmilyen célra nem sokszorosítható és nem továbbítható a Invention Works B.V. határozott írásos engedélye nélkül. Az adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silkn Beauty Ltd. rendelkezik olyan szabadalmakkal, valamint függőben levő szabadalmi bejelentésekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb jogokkal, amelyek a dokumentum tárgyát képezik. A dokumentum rendelkezésre bocsátásával semmiképpen nem kap semmilyen engedélyt ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra, hacsak azt a Silkn Beauty Ltd. céggel kötött írásos megállapodás nem szabályozza. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

HU

A Silk'n és a Silk'n logó a Silkn Beauty Ltd. bejegyzett védjegye.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollandia
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Tartalomjegyzék

1	A csomag tartalma/a készülék részei	226
2	Általános tudnivalók	226
2.1	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást	226
2.2	Jelölések magyarázata	226
3	Biztonság	227
3.1	Rendeltetésszerű használat	227
3.2	Biztonsági utasítások	227
3.3	Ellenjavallatok	229
4	A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	231
5	Terméjkellemzők	231
5.1	Különböző feltétek	231
5.2	Biztonsági funkciók	231
6	Töltés	232
7	Kezelés	232
7.1	Előkészítés	232
7.2	A termék használata feltét nélkül (kisebb területekre)	233
7.3	A termék használata az RF feltéttel (nagyobb területekre)	233
7.4	A termék használata az EMS feltéttel	234
7.5	Használat után	234
8	A termék használatára vonatkozó javaslatok	234
8.1	Alkalmazási terület	234
8.2	Mire számíthat a használat során és után	235
8.3	Alkalmazási terv	235
8.4	Lehetséges mellékhatások	235
9	Tisztítás	235
10	Tárolás	236
11	Hibakeresés	236
12	Műszaki adatok	236
12.1	Általános tudnivalók	236
12.2	Tápegység	237
13	Ártalmatlanítás	238
13.1	A csomagolás leselejtezése	238
13.2	A termék leselejtezése	238
14	Jótállási információk	239
15	Ügyfélszolgálat	239

I A csomag tartalma/a készülék részei

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 RF alkalmazási terület | 8 Akkumulátor/feltét ellenőrzőlámpa |
| 2 Elektródák | 9 Beállító gomb (⏻) |
| 3 LED-ek (világító diódák) | 10 Töltőcsatlakozó |
| 4 Közeli infravörös lámpák (IR) | 11 Hálózati csatlakozó, 2× |
| 5 RF feltét | 12 Kioldó gomb |
| 6 EMS feltét | 13 Tápegység |
| 7 Energiaszint ellenőrzőlámpa, 4× | 14 Csatlakozóaljzat |

2 Általános tudnivalók

2.1 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást



Ez a használati útmutató a FaceTite MultiPlatform (a továbbiakban „termék”) tartozéka. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használatba vétellel és a használatlal kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ez különösen vonatkozik a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati utasítás az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati utasítást is.

HU

2.2 Jelölések magyarázata

A használati utasításban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÚTMUTATÁS!

Ez a figyelmeztetés a lehetséges anyagi károokra vonatkozik.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.



Olvassa el a használati utasítást.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi jogszabályát.



Ez a szimbólum a II. érintésvédelmi osztályba tartozó elektromos készülékeket jelöli.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a terméket fürdőkádban, zuhanyzóban, mosdókagylóban és más, vízzel töltött edény közelében.



Az ilyen jellel jelölt készülékek csak háztartási használatra (száraz beltér) alkalmasak.



Egyenáram.



Váltakozó áram.



A nemzetközi hatásfokjelölés igazolja, hogy az áramellátás eleget tesz a VI. fokozat követelményeinek.



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek pozitív polaritásúak. Ezek csak olyan termékekhez csatlakoztathatók, amelyek szintén pozitív polaritásúak.



Szüntesse be a tápegység használatát, és ártalmatlanítsa, ha az sérült vagy a stiftjei elhajlottak.

ta

Környezeti hőmérséklet (tápegység).



A jóváhagyási jel igazolja, hogy a termék megfelel a nemzeti és nemzetközi szabványoknak.

HU 3 Biztonság

3.1 Rendeltetészerű használat

A terméket arra a célra fejlesztették ki, hogy javítsa a bőr megjelenését, feszesítő hatást biztosítson, serkentse a kollagéneképződést és támogassa a látható ráncok csökkentését. Kizárólag magáncélú használatra készült, professzionális használatra nem alkalmas. A termék nem orvostechnikai eszköz, és nem megbetegedések kezelésére szolgál. A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vezethet. A gyártó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

3.2 Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- Csak akkor csatlakoztassa a terméket, ha a dugaszoló aljzat hálózati feszültsége megfelel a tápegység típusábláján feltüntetett adatoknak.
- A tápegységet csak könnyen hozzáférhető dugaszoló aljzathoz csatlakoztassa, hogy probléma esetén gyorsan le lehessen választani az erősáramú hálózatról.
- A mellékelt tápegység csak erre a termékre csatlakoztatható. Ne használja más célokra.
- Ne használja a terméket és a tápegységet, ha azok sérültek vagy meghibásodtak. A sérült vagy meghibásodott alkatrészeket a kockázatok megelőzése érdekében a gyártónak vagy az ügyfélszolgálatnak ki kell cserélnie.

- Ne használja a tápegységet, ha annak kábele vagy csatlakozója sérült, illetve nem működik megfelelően vagy ha vízbe merült.
- Ne nyissa fel a készülék házát, bízva szakemberre a javítást. Ezzel forduljon az ügyfélszolgálathoz. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részek találhatók, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Nem merítse a terméket vagy a tápegységet vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tegye olyan helyre a terméket vagy a tápegységet, ahonnan fürdőkádba vagy mosdókagylóba eshet. Ezek nem vízállóak.
- Soha ne nyúljon a termék után, ha az vízbe esett. A termék megérintése előtt azonnal húzza ki a tápegységet a dugaszoló aljzatból. Ha a terméket nem választja le az áramellátásról, az áramütést okozhat!
- Ha nem használja, ha tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel, kapcsolja ki a terméket. Mindig válassza le a tápegységet a hálózatról, ha nem tölti a terméket.
- Ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel a terméket vagy a tápegységet.
- Ne illesszen be semmilyen tárgyat a készülék házába.
- A tápegységet soha ne a kábelnél fogva, hanem magát a tápegységet megfogva húzza ki az aljzatból. Soha ne a kábelnél fogva szállítsa, húzza vagy hordozza a terméket.
- A terméket és tápegységet tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy vezesse a kábelt, hogy senki ne essen el benne.
- Ne törje meg a kábelt, és ne tekerje a tápegység köré. Ne helyezze a kábelt éles szegélyekre.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja.
- A terméket csak 10 és 35 °C közötti hőmérsékleten töltsen.
- Ne használja a terméket külső időzítővel vagy külön távirányítóval.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A terméket és annak semmilyen alkatrészét nem használhatják az alábbi személyek: Gyermek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező felnőttek, továbbá olyan

személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel a termék biztonságos használatára vonatkozóan, továbbá olyan személyek, akik nem értik a termék használatával járó veszélyeket.

- Gyermek nem játszhat a termékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől és a tápegységtől.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amíg az dugaszoló aljzatba van illesztve.
- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne játszhassanak a műanyag csomagolással. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- Csak a termékhez mellékelt tartozékokat használja.
- Szakszerűtlen használat esetén az akkumulátorból folyadék szivároghat – kerülje az ezzel való érintkezést. Az akkumulátorokból kilépő folyadék irritációt vagy marási sérüléseket okozhat.
- A bőr, szem vagy nyálkahártya akkumulátorfolyadékkal történő érintkezése esetén haladéktalanul mossa le és öblítse le tiszta vízzel az érintett területeket. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorokat tilos szétszerelni, rövidre zárni vagy tűzbe dobni. A termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely nem cserélhető.

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- A terméket jól hozzáférhető, vízszintes, száraz, hőálló és kellően stabil felületre állítsa. Ne helyezze a terméket a felület szélére.
- A terméket a magas frekvenciákra vonatkozó követelményeknek megfelelően fejlesztették ki és tesztelték. Ennek ellenére elektromágneses interferenciák vagy egyéb üzemzavarok léphetnek fel. A termék helyének módosítása segíthet az interferencia kiküszöbölésében.
- A terméket, a tápegységet és a tartozékokat tartsa távol a forró felületektől.
- Soha ne kísérelje meg úgy megtisztítani a terméket, hogy a vízbe meríti, és ne használjon gőzborotvát a tisztításhoz.
- Ne töltsa a készüléket potenciálisan gyúlékony anyagokon vagy azok közelében (pl. matracok, takarók vagy fa), illetve folyadékok közelében.

3.3 Ellenjavallatok

NE HASZNÁLJA A TERMÉKET A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN:

- Amennyiben Ön pacemakerrel, beültetett defibrillátorral vagy más aktív elektronikus implantátummal rendelkezik.

- Ha Önnél belső elválasztású (endokrin) mirigyek zavarai állnak fenn, mint pl. cukorbetegség és pajzsmirigy-problémák.
- Amennyiben Önnek jelenleg bőrrákban vagy rákos megbetegedésben szenved, illetve premalignus anyajegyei vannak vagy voltak.
- Ha Ön az elmúlt 3 hónapban sugárkezelésben vagy kemoterápiában részesült, illetve bőrének egyes területein potenciálisan rosszindulatú daganatok találhatóak.
- Ha az Ön Immunrendszere legyengült olyan immunszuppresszív betegségek miatt, mint például AIDS vagy HIV, illetve immunszuppresszív gyógyszerek szedése miatt.
- Amennyiben Ön a készítmény alkalmazását megelőző 6 hónapon belül izotretinoint (Accutane®) használt.
- Amennyiben Ön fényérzékenységgel összefüggő betegségben, például porfíria, polimorf fénydermatózis (PLD), csalánkiütés, lupusz stb. szenved.
- Ha Ön epilepsziában szenved.
- Ha Ön terhes vagy szoptat.

NE KEZELJEN OLYAN TERÜLETEKET, AHOL

- tartós implantátumok, például fémlemezek és csavarok (kivétel: orális implantátumok), szilikonimplantátumok vagy injekciós töltelékek vagy toxinok találhatóak.
- a termék használata során helyi sebek, ekcéma, kiütések, nyílt vágások, horzsolások, sérülések, pikkelysömör stb. található.
- a bőre fekélyes vagy gyulladt, illetve a múltban hegesezési, sebgyógyulási zavarok vagy érzékeny bőrrel küzdött.
- piercingek vagy más fémtárgyak (pl. titán) találhatóak.
- Önt a termék használata előtti 3 hónapban műtéten esett át.

A termék további használatának folytatása előtt forduljon orvoshoz, ha a használat első 48 órájában váratlan mellékhatások, például bőrvizketés jelentkezne.

FORDULJON ORVOSÁHOZ, AMENNYIBEN ÖN

- couperose vagy rosacea megbetegedésben szenved.
- a kezelendő területen korábban már előfordult hó által stimulált betegség, például herpes simplex. Ebben az esetben megfelelő profilaktikus kezelés után továbbra is használhatja ezt a terméket.
- az elmúlt 6 hónapban orvos által felírt gyógyszereket használt a bőrén.

- bőrbetegségekben, heggedésben vagy sebgyógyulási zavarokban szenved.
- más olyan egészségügyi problémákkal küzd, amelyek az Ön orvosának vagy bőrgyógyászának véleménye szerint kizárják a termék biztonságos alkalmazását.

4 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!


- Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Győződjön meg a csomag hiánytalanságáról (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

HU


5 Termékjellemzők

5.1 Különböző feltétek

A termék egy RF alkalmazási területtel  rendelkezik. Ez infravörös technológia (IR), a LED-fénytechnológia és bipoláris rádiófrekvenciás (RF) energia kombinációjával támogatja a bőrrevitalizációt.

A bőr megjelenésének javítása céljából a készülék a következő feltéteket tartalmazza:

RF feltét : Az RF alkalmazási terület kiterjesztése ideális a nagyobb területek (pl. arc vagy nyak) hatékony kezelésére.

EMS feltét : Mikroáram segítségével izommozgásokat stimulál, elősegíti a vérkeringést és csökkenti a duzzanatokat. Az EMS rövidítés elektromos izomstimulációt jelenti. A feltét nagyobb területeken (pl. arc vagy állkapocs) történő hatékonyabb alkalmazásra szolgál.

5.2 Biztonsági funkciók

A termék biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek óvják a bőrét a túlzott felmelegedéstől.

Hőmérséklet-érzékelő és hőszabályozó: A hőmérséklet-érzékelő a bőr hőmérsékletét érzékeli. A hőszabályozó biztosítja, hogy – a kiválasztott energiaszinttől függően (1–4, 40 és 43 °C között) – a készülék automatikusan ne adjon le több RF energiát, amíg a bőr annyira le nem hűlt, hogy újra energiát adjon le. Ez óvja a bőrt a túlzott felmelegedéstől.

Mozgásérzékelő: Ez gondoskodik arról, hogy a termék csak akkor bocsátson ki RF energiát, amikor a bőrön mozog.

Automatikus lekapcsolás: A termék automatikusan kikapcsol, ha tartozékkal vagy anélkül 15 percig használták.

6 Töltés

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ne töltsse a készüléket potenciálisan gyúlékony anyagokon vagy azok közelében (pl. matracok, takarók vagy fa), illetve folyadékok közelében.



- Az első használat előtt és alacsony akkumulátortöltöttség esetén töltsse fel teljesen a terméket.
- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az akkumulátor/feltét ellenőrzőlámpa narancssárgán világít a működés közben. Töltsse fel a terméket.
- A termék hosszabb ideig történő tárolása esetén ellenőrizni kell az akkumulátor töltöttségi szintjét és rendszeresen fel kell tölteni a terméket.
- A terméket hálózatra csatlakoztatott tápegységgel is működtethető.

1. Csatlakoztassa a tápegység **13** csatlakozóját **14** a termék töltőcsatlakozására **10**.
2. Csatlakoztasson megfelelő hálózati csatlakozót **11** (2 vagy 3 tűs) a tápegységre.
A beszereléshez dugja be a hálózati csatlakozót a tápegységre, majd fordítsa a záró szimbólum irányába **15**, amíg helyére nem kattán.
Az eltávolításhoz tartsa lenyomva a kioldó gombot **12** és fordítsa a hálózati csatlakozót a kioldó szimbólum irányába **16**, amíg lehúzhatóvá válik a hálózati egységről.
3. Csatlakoztassa a tápegységet egy dugaszoló aljzatra.
A töltési folyamat automatikusan elindul. Az akkumulátor/feltét ellenőrzőlámpa **8** töltés közben narancssárgán villog, a töltés befejeződését követően pedig zölden világít.
4. Töltés után válassza le a tápegységet a hálózatról, és húzza ki a csatlakozóját a termék töltőcsatlakozásából.

HU

7 Kezelés



- Az első használatba vétel előtt tisztítsa meg a termék összes alkatrészét a „Tisztítás” című fejezetben leírtak szerint.
- Használat előtt olvassa el „A termék használatára vonatkozó javaslatok” című fejezetet.

7.1 Előkészítés

1. Használat előtt töltsse fel teljesen a terméket (lásd a „Töltés” című fejezetet).
A terméket a hálózatra csatlakoztatott tápegységen **13** keresztül is működtetheti.
2. Ha szükséges, csatlakoztassa az RF feltétet **5** vagy az EMS feltétet **6** az RF alkalmazási területre **1**.
A nagyobb területek (pl. arc vagy nyak) hatékonyabb kezeléséhez használja az RF feltétet.
Az izmok mikroáram segítségével történő stimulálásához használja az EMS feltétet.
A kívánt feltét felhelyezéséhez nyomja enyhén az RF alkalmazási területre, amíg a helyére nem kattán (lásd **B ábra**). Győződjön meg róla, hogy a feltét hátoldalán található háromszög alakú jelzés felfelé mutat.
A feltét eltávolításához óvatosan húzza le azt, amíg le nem válik az RF alkalmazási területről.

3. Bőrének tisztának és száraznak kell lennie. Győződjön meg róla, hogy minden ékszert maradéktalanul eltávolított magáról.
4. Vigyen fel egy vékony réteg vízbázisú gélt a termék vagy a feltét alkalmazási területére. A vízbázisú gél biztosítja a vezetőképességet és teszi lehetővé a termék könnyű siklását a bőrön. A termék optimális, biztonságos és hatékony használata érdekében javasoljuk a Silk'n Slider gél használatát.

7.2 A termék használata feltét nélkül (kisebb területekre)

1. A termék bekapcsolásához tartsa lenyomva a beállító gombot (⏻) 9. A termék I-es energiafokozaton üzemel. Az első energiaszint ellenőrzőlámpája 7 világtani kezd.
2. Tartsa a terméket a bőréhez, majd vezesse rajta gyengéd, masszázsszerű mozdulatokkal. Győződjön meg róla, hogy az elektródák 2 érintkeznek a bőrével. A LED-ek 3 és a közeli infravörös lámpák (IR) 4 ugyancsak működnek.
3. Ha szeretné, nyomja meg újra a beállító gombot (⏻) az energiafokozat módosításához. A termék nem érintkezhet a bőrével az energiafokozat módosítása során. A termék egymás után áll át a különböző energiafokozatokra (1–4). A megfelelő energiafokozat-ellenőrzőlámpák világtani kezdenek. Ha a készülék a 4. energiafokozaton üzemel, és újra megnyomja a beállító gombot (⏻), a készülék ismét az I. energiafokozatra vált.

Ahogy észre fogja venni, a magasabb energiafokozatokkal az adott hőmérséklet is emelkedik. Az alkalmazás során bőre enyhén kipirosodhat. Ez teljesen normális jelenség, és nem ad okot aggodalomra.

A legjobb eredményeket a legmagasabb energiafokozattal érheti el. Fontos azonban, hogy a kiválasztott energiafokozatú alkalmazás kellemes legyen az Ön számára. Ha ez nem így lenne, akkor válasszon alacsonyabb energiafokozatot.

4. Gondoskodjon róla, hogy a termék alkalmazási felülete, illetve a feltét mindig rendelkezzen elegendő géllal az alkalmazás során.
5. Alkalmazza a terméket kis területeken (pl. az orr- és szemöldökráncokra vagy a szemöldök között) legalább 3 percig. Ennek során a terméket ne hagyja sokáig csupán egyetlen bőrterületen időzni. Mindig az egész területen mozgassa. Ezzel megakadályozhatja a bőr túlzott felmelegedését és más lehetséges mellékhatásokat.

7.3 A termék használata az RF feltéttel (nagyobb területekre)

1. A termék bekapcsolásához tartsa lenyomva a beállító gombot (⏻) 9. A termék I-es energiafokozaton üzemel. Az első energiaszint ellenőrzőlámpája 7 világtani kezd. Az akkumulátor/feltét ellenőrzőlámpa 8 használat közben zölden világt, a tartozék helyes felszerelését jelezve. A tartozék nem megfelelő felszerelése esetén ez az ellenőrzőlámpa zölden villog. Ebben az esetben helyezze fel helyesen a feltétet.
2. Tartsa a terméket a bőréhez, majd vezesse rajta gyengéd, masszázsszerű mozdulatokkal. Győződjön meg róla, hogy az elektródák 2 érintkeznek a bőrével. A LED-ek 3 és a közeli infravörös lámpák (IR) 4 ugyancsak működnek.

3. Használja a terméket a 7.2. fejezet 3. és 4. lépésében leírtak szerint.
4. Alkalmazza a terméket nagyobb területeken (pl. az arcra vagy nyakra) legalább 5 percig. Ennek során a terméket ne hagyja sokáig csupán egyetlen bőrterületen időzni. Mindig az egész területen mozgassa. Ezzel megakadályozhatja a bőr túlzott felmelegedését és más lehetséges mellékhatásokat.

7.4 A termék használata az EMS feltéttel

1. A 7.3. fejezet 1. lépésében található információkat az EMS feltét helyes felszerelésének ellenőrzéséről.
2. Tartsa a terméket a bőréhez, majd vezesse rajta lineáris mozgásokkal. Győződjön meg róla, hogy az elektródák **2** érintkeznek a bőrével.
A LED-ek **3** és a közeli infravörös lámpák (IR) **4** nem működnek az EMS feltét alkalmazásakor.
3. Adott esetben nyomja meg újra a beállító gombot (**⏻**) **9** az energiafokozat módosításához.
A termék nem érintkezhet a bőrével az energiafokozat módosítása során.
A termék egymás után áll át a különböző energiafokozatokra (1–4). A megfelelő energiafokozat-ellenőrzőlámpák világítani kezdenek. Ha a készülék a 4. energiafokozaton üzemel, és újra megnyomja a beállító gombot (**⏻**), a készülék ismét az 1. energiafokozatra vált.
Érzékelní fogja, hogy a gyenge elektromos impulzusok az arcizmainak összehúzóódását okozzák.
A legjobb eredményeket a legmagasabb energiafokozattal érheti el. Fontos azonban, hogy a kiválasztott energiafokozatú alkalmazás kellemes legyen az Ön számára. Ha ez nem így lenne, akkor válasszon alacsonyabb energiafokozatot.
4. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás során mindig elegendő gél van a feltéten.
5. Alkalmazza a terméket nagyobb területeken (pl. az arcán vagy állánál) legalább 5 percig. Ennek során a terméket ne hagyja sokáig csupán egyetlen bőrterületen időzni. Mindig az egész területen mozgassa.

7.5 Használat után

1. Használat után tartsa lenyomva a beállító gombot (**⏻**) **9** a termék kikapcsolásához.
Ha be van dugva, akkor válassza le a tápegységet **13** a hálózatról.
2. Távolítsa el a vízbázisú gél esetleges maradványait a bőrről. Ezután öblítse le bőrét langyos vízzel.
3. Törölközővel törölje szárazra a bőrt és kenje be arckrémmel a bőr nyugtatása és hidratálása céljából.
4. Használat után alaposan tisztítsa meg a terméket (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

8 A termék használatára vonatkozó javaslatok

8.1 Alkalmazási terület

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne nézzen közvetlenül a termék által kibocsátott fénybe. Csukja be a szemét, amikor a terméket a szemkörnyéken alkalmazza.

Terület	Cél
Homlok (beleértve a szemöldök közötti részt is)	Ránccsökkentés
Bal és jobb arc (beleértve a szemek környékét, de szemhéjak nélkül)	Kisebb ráncok csökkentése és térfogatnövelés
Nyak	A nyaki ráncok csökkentése

8.2 Mire számíthat a használat során és után

- Az RF energia miatt érezhető felmelegedés történik.
- Az EMS feltét **6** használatakor enyhe bizsergést érezhet, amelyet az elektromos áram okoz.
- Az alkalmazás után enyhe bőrpír vagy duzzanat jelentkezhet. Ezeknek néhány órán, de legfeljebb egy napon belül meg kell szűnniük.

8.3 Alkalmazási terv

- Az alkalmazásokat mindig az 1-es energiafokozattal kezdje, és fokozatosan növelje az energiafokozatot addig, amíg még mindig kellemesnek találja az alkalmazást.
- Nagyobb területeken (pl. arc vagy nyak) legalább 5 percig, kisebb területeken (pl. orr- és szemöldökráncok vagy a szemöldökök között) pedig legalább 3 percig alkalmazza.
- A terméket 10 héten keresztül, heti kétszer alkalmazza. Az első látható eredmények 5 hét, illetve 10 kezelés után jelentkeznek.
- Az eredmények fenntartása érdekében ezután 2 hetente alkalmazza a terméket.
- A tartós eredmények elérése érdekében fontos a termék rendszeres használata.

8.4 Lehetséges mellékhatások

A mellékhatások elkerülése érdekében mindig kövesse az utasításokat, és tartsa be az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot. Forduljon orvosához tanácsért, ha tartósan olyan panaszai lennének, mint például fájdalom, bőrpír, duzzanat, égő érzés stb.

A következő mellékhatások bár ritkák, de előfordulhatnak:

- Túlzott ödéma (duzzanat) és erythema (bőrpír): Ilyen esetben legalább 10 percig hűtse az érintett területet hideg, nedves kendővel, majd kenje be égés elleni krémmel. A tünetek néhány napon belül elmúlnak.
- A felszíni vérkapillárisok tágulása: Ez átmeneti, néhány napig tartó bőrpírt okozhat. Néhány hajszáléren vörös foltok jelenhetnek meg, melyeknek idővel el kell múlniuk. Ilyen jelenségek előfordulása esetén azonnal hűtse le az érintett területeket hideg vízzel.

9 Tisztítás

! FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A termék tisztítása előtt mindig válassza le a tápegységet a hálózatról.

! ÜTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy se víz, se más folyadék ne kerüljön a házba.
- Ne használjon agresszív tisztítószert, fém vagy műanyag sörtéjű

kefét, valamint éles vagy fém tisztítóeszközt, mint a kés, kemény spatula és más hasonló tárgyak.

1. Tisztítsa meg a terméket egy nedves törlőkendővel. Győződjön meg róla, hogy a termék mentes a vízbázisú gél maradványaitól.
2. Alaposan szárítsa meg a terméket egy tiszta, száraz, puha kendővel.

10 Tárolás

A tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A terméket hőtől és közvetlen napfénytől védett tiszta és száraz helyen tárolja.
- A terméket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.

11 Hibakeresés

Lehet, hogy bizonyos problémák csak olyan kisebb mértékű zavart okoznak, amelyeket Ön is el tud hárítani. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat. Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne próbálkozzon saját maga a termék javításával.

Hiba	Lehetséges ok és elhárítás
A termék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg a termék és a tápegység 13 hibátlan állapotáról, továbbá hogy a tápegységet megfelelően csatlakoztatta a dugaszoló aljzatba. • Győződjön meg a termék megfelelő töltöttségéről, ha nem a tápegységen keresztül üzemelteti.
Az alkalmazás során nem érzékelhető hő, illetve mikroáram.	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy az elektródák 2 érintkeznek a bőrével.
A feltét 5 / 6 nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte fel a tartozékot a termékre. A feltét megfelelően csatlakozása esetén az akkumulátor/feltét ellenőrzőlámpa 8 zölden világít.
Az alkalmazás közben legalább egy ellenőrzőlámpa villog.	<ul style="list-style-type: none"> • Hiba történt az üzemeltetés során. Kapcsolja ki a terméket, majd kapcsolja be újra.

HU

12 Műszaki adatok

12.1 Általános tudnivalók

Modell:	H2501
Névleges feszültség:	12 V
Akkumulátorkapacitás:	4 000 mAh lítium
Akkumulátortípus:	1 × 4 000 mAh lítium (újratölthető)
Technológia:	Home Tightening™
LED-ek (hullámhossz):	630 nm ± 20 nm
IR (hullámhossz):	780 nm ± 20 nm

RF

Max. kimeneti teljesítmény: 20 W
A főegység kimeneti frekvenciája: 1 MHz \pm 30 %
Az RF feltét kimeneti frekvenciája: 1 MHz \pm 30 %

Impulzus (EMS feltét)

Frekvencia: 100 Hz \pm 10 % (lift üzemmód);
2 Hz \pm 10 % (slap üzemmód)

Max. feszültség: 10 W

Szállítási/tárolási feltételek

Hőmérséklet: -40 és +70 °C között

Levegő relatív páratartalma: 10–90 %

Légköri nyomás: 500–1 060 hPa

Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 10 – 35 °C

Levegő relatív páratartalma: 30–75 %

Légköri nyomás: 700–1 060 hPa

Súly

Főegység: 210 g

RF feltét: 45 g

EMS feltét: 55 g

Méreték (H \times Sz \times M)

Főegység: 175 \times 56 \times 45 mm

Főegység + RF feltét: 189 \times 71 \times 61 mm

Főegység + EMS feltét: 189 \times 71 \times 66 mm

12.2 Tápegység

Modellszám: DZ024CHL120200H

Bemenet: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A

Kimenet: 12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W

Védelmi osztály: II

Közzétett adatok	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám és címe:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, Kína	
Bemeneti feszültség:	100–240	V
Bemeneti váltakozó áram frekvencia:	50/60	Hz

Közzétett adatok	Érték és pontosság	Mértékegység
Bemeneti áramerősség:	0,8	A
Kimeneti feszültség:	12,0	V
Kimeneti áram:	2,0	A
Kimeneti teljesítmény:	24,0	W
Átlagos hatásfok üzemelés közben:	86,2	%
Hatásfok alacsony terhelésnél (10 %):	76,8	%
Áramfogyasztás nulla terhelés mellett:	0,1	W

13 Ártalmatlanítás

13.1 A csomagolás leselejtezése



A csomagolást a szelektív hulladékgyűjtőben ártalmatlanítsa. A kartont és a papírt a papír, a fóliát a műanyag gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

HU

13.2 A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



Az elhasznált készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva kell leselejtezni!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, **azt az országában érvényes rendelkezéseknek megfelelően selejtezze le.** Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!



Végfelhasználóként Ön törvényileg kötelezett arra, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy azok tartalmaznak-e veszélyes anyagokat* vagy sem – településének/kerületének gyűjtőhelyén vagy egy kereskedőnél adjon le azok környezetbarát módon történő ártalmatlanítása érdekében. Vigye a teljes terméket (az akkumulátorral együtt) a gyűjtőhelyére, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült!

*a következő jelzéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

14 Jótállási információk

A termékhez az európai szabályozásoknak és törvények szerint 2 éves jótállás tartozik. A termék esetében a jótállás gyártási hiba által okozott műszaki hiányosságokra korlátozódik. Ha jótállási igényt szeretne érvényesíttetni, akkor előtte ne feledjen ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni. Előfordulhat, hogy meg tudják oldani a problémát anélkül, hogy a terméket az üzletbe vagy a szervizközpontba vissza kellene küldeni. Ügyfélszolgálatunk mindig készségesen segít!

15 Ügyfélszolgálat

További információk a Silk'n termékekről a regionális Silk'n weboldalon található: www.silkn.eu. Ha a készülék megrongálódik vagy meghibásodik, javításra szorul, vagy segítségünkre van szükség, forduljon a legközelebbi Silk'n szervizközpontunkhoz. Ez a használati útmutató a www.silkn.eu weboldalról PDF formátumban is letölthető.

Szerviz telefonszám: +31 (0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Toate drepturile rezervate.

Observații juridice

Invention Works B.V. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile produselor, în scopul îmbunătățirii puterii, siguranței de funcționare sau a procesului de producție. Informațiile comunicate de Invention Works B.V. în momentul publicării sunt corecte și de încredere. Invention Works B.V. este exonerat de orice răspundere în cazul utilizării acestor informații. Patentele Invention Works B.V. nu implică, nici implicit, acordarea unei licențe.

Reproducerea sau transferarea parțială sau totală a prezentului document sub orice formă sau prin modalități electronice sau mecanice, pentru orice scopuri este interzisă fără acordul scris al Invention Works B.V. Drepturile de modificare a datelor fără notificare prealabilă sunt rezervate.

Silkn Beauty Ltd. dispune de patente, de patente în curs de înregistrare, de mărci înregistrate, de drepturi de autor sau de alte drepturi și proprietăți intelectuale, menționate în prezentul document. Prezentul document nu conferă licențe pentru aceste patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi și drepturi de proprietate intelectuală, în limita în care acest aspect nu este convenit altfel în scris cu Silkn Beauty Ltd. Ne rezervăm dreptul la orice modificare a datelor tehnice, fără notificare prealabilă.

RO

Silk'n și logo-ul Silk'n sunt mărci înregistrate ale Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Olanda
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Cuprins

1	Pachetul de livrare/componentele aparatului	242
2	Generalități	242
2.1	Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare	242
2.2	Explicații privind simbolurile	242
3	Siguranța	243
3.1	Utilizarea conformă cu destinația	243
3.2	Indicații de siguranță	243
3.3	Contraindicații	246
4	Verificarea produsului și a pachetului de livrare	247
5	Caracteristicile produsului	247
5.1	Diverse ajutaje	247
5.2	Funcții de siguranță	248
6	Încărcarea	248
7	Operarea	248
7.1	Pregătirea	249
7.2	Utilizarea produsului fără ajutoraj (pentru suprafețe mai mici)	249
7.3	Utilizarea produsului cu ajutorajul de radiofrecvență (pentru suprafețe mai mari)	250
7.4	Utilizarea produsului cu ajutorajul EMS	250
7.5	După aplicare	251
8	Recomandări pentru utilizarea produsului	251
8.1	Zona de aplicare	251
8.2	La ce să vă așteptați în timpul aplicării și după aceasta	251
8.3	Planul de aplicare	251
8.4	Reacții adverse posibile	252
9	Curățarea	252
10	Depozitarea	252
11	Identificarea defecțiunilor	252
12	Date tehnice	253
12.1	Generalități	253
12.2	Bloc de alimentare	254
13	Eliminarea	254
13.1	Eliminarea ambalajului	254
13.2	Eliminarea produsului	255
14	Informații privind garanția	255
15	Serviciul pentru clienți	255

I Pachetul de livrare/componentele aparatului

- | | |
|---|--|
| 1 Zonă de aplicare pentru radiofrecvență | 8 Indicator luminos al acumulator/ajutaj |
| 2 Electrozi | 9 Buton de reglare (⏻) |
| 3 Leduri (diodi luminescente) | 10 Port de încărcare |
| 4 Lămpi cu infraroșu din spectrul apropiat (IR) | 11 Ștecăr de rețea, 2 buc. |
| 5 Ajutaj de radiofrecvență | 12 Buton de declanșare |
| 6 Ajutaj EMS | 13 Bloc de alimentare |
| 7 Afîșaj al nivelului energetic, 4 buc. | 14 Mufă de conectare |

2 Generalități

2.1 Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare



Aceste instrucțiuni de utilizare aparțin prezentului FaceTite MultiPlatform (numit în continuare „Produs”). Acestea conțin informații importante privind punerea în funcțiune și utilizarea.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și complet instrucțiunile de utilizare. Acest lucru se aplică în special pentru indicațiile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate cauza leziuni sau deteriorări ale produsului. Instrucțiunile de utilizare se bazează pe standardele și normele aplicabile în Uniunea Europeană și în Regatul Unit. Țineți cont în străinătate de legislația și directivele din țara respectivă. Păstrați instrucțiunile de utilizare în scopul utilizării ulterioare. Dacă înstrăinați produsul unui terț, predați-l întotdeauna împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.

RO

2.2 Explicații privind simbolurile

Simbolurile și cuvintele menționate în continuare sunt incluse atât în aceste instrucțiuni de utilizare, cât și pe produs sau pe ambalajul acestuia.

AVERTISMENT!

Acest simbol/cuvânt de atenționare desemnează un pericol de risc mediu, care dacă nu este evitat poate cauza deces sau leziuni grave.

INDICAȚIE!

Acest cuvânt de atenționare atrage atenția asupra riscului de pagube materiale.



Acest simbol de atenționare indică informații suplimentare utile referitoare la manipulare și la utilizare.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Declarație de conformitate: Produsele prevăzute cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile comunitare aplicabile în spațiul economic european.



Acest simbol indică aparate electrice din clasa de protecție II.



AVERTISMENT: Folosirea produsului în apropierea căzilor, instalațiilor de duș, a chiuvetelor sau în apropierea rezervoarelor de apă este interzisă.



Acest simbol este folosit exclusiv în cazul aparatelor electrocasnice (în spații închise uscate).



Curent continuu.



Curent alternativ.



Eticheta internațională de eficiență indică faptul că alimentarea cu energie electrică îndeplinește cerințele nivelului VI.



Produsele marcate cu acest simbol au polaritate pozitivă. Acestea pot fi conectate numai la produse care au și ele polaritate pozitivă.



Nu mai utilizați blocul de alimentare și eliminați-l dacă este deteriorat sau dacă pinii sunt îndoiți.

ta

Temperatura mediului ambiant (bloc de alimentare).



Marcajul de verificare confirmă că produsul respectă standardele naționale și internaționale.

3 Siguranța

3.1 Utilizarea conformă cu destinația

Produsul a fost dezvoltat pentru a îmbunătăți aspectul pielii, pentru a obține un efect de fermitate, pentru a stimula formarea de colagen nou și pentru a sprijini reducerea ridurilor vizibile. Acesta este destinat exclusiv uzului privat, nefiind adecvat sectorului comercial. Produsul nu este un dispozitiv medical și nu este destinat să trateze vreo boală. Folosiți produsul exclusiv conform mențiunilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Orice altă utilizare se consideră neconformă destinației și poate duce la daune materiale sau la vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele sau leziunile rezultate în urma utilizării incorecte sau neconforme destinației.

3.2 Indicații de siguranță

⚠️ AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Conectați produsul doar dacă tensiunea de alimentare de la priză corespunde cu datele de pe plăcuța tipului blocului de alimentare.
- Conectați blocul de alimentare numai la o priză ușor accesibilă, astfel încât aceasta să poată fi deconectată rapid de la rețeaua electrică în cazul apariției unei probleme.
- Blocul de alimentare inclus poate fi conectat numai la produs. Nu îl utilizați în alte scopuri.
- Nu utilizați produsul sau blocul de alimentare în caz de deteriorare

sau defectare. Piesele deteriorate sau defecte trebuie să fie înlocuite de producător sau de serviciul pentru clienți, pentru a evita riscurile.

- Nu folosiți niciodată blocul de alimentare atunci când cablul sau ștecărul acestuia deteriorat, dacă acesta nu funcționează corespunzător sau dacă a fost scufundat în apă.
- În cazul în care carcasa nu poate fi deschisă, vă rugăm apelați la personal specializat pentru lucrări de reparație. Pentru aceasta, contactați serviciul pentru clienți. Garanția și obligația de asumare a răspunderii devin nule în cazul în care reparațiile sunt efectuate de către client sau dacă aparatul este conectat sau utilizat necorespunzător.
- Pentru reparații folosiți numai piese care corespund specificațiilor originale ale aparatului. Acest produs conține componente electrice și mecanice esențiale pentru protecția împotriva surselor de pericole.
- Nu scufundați produsul sau blocul de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu poziționați produsul sau blocul de alimentare în așa fel încât să existe riscul căderii în cadă sau în chiuvetă. Acestea nu sunt impermeabile.
- Nu atingeți niciodată un produs, care a căzut în apă. Deconectați imediat blocul de alimentare de la priză înainte de a atinge produsul. Nedeconectarea produsului de la alimentarea cu energie electrică poate duce la electrocutare.
- Decuplați întotdeauna produsul atunci când nu îl utilizați, când îl curățați sau când există o defecțiune. Deconectați întotdeauna blocul de alimentare de la rețeaua de energie electrică atunci când nu încărcați produsul.
- Nu prindeți niciodată produsul și blocul de alimentare cu mâinile ude sau umede.
- Nu introduceți niciun obiect în carcasă.
- Nu scoateți blocul de alimentare trăgând de cablu, ci apucând de ștecăr. Nu transportați niciodată produsul trăgându-l sau ținându-l de cablu.
- Nu expuneți produsul și blocul de alimentare la flăcări deschise sau la suprafețe fierbinți.
- Amplasați cablul astfel încât să nu vă împiedicați de el.
- Nu îndoiți cablul și nu îl înfășurați în jurul blocului de alimentare. Nu așezați cablul peste muchii ascuțite.

- Folosiți produsul doar în spații interioare.
- Încărcați produsul numai la temperaturi cuprinse între 10 și 35 °C.
- Nu utilizați produsul împreună cu un temporizator extern sau cu un sistem separat cu telecomandă.

! AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Produsul și toate componentele sale nu trebuie să fie utilizate de către următoarele persoane: Copii, adulți cu capacități fizice, senzoriale sau psihologice limitate, persoane cărora le lipsește experiența sau cunoștințele despre cum să utilizeze produsul în siguranță și persoanele care nu înțeleg pericolele asociate utilizării produsului.
- Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Nu lăsați copiii nesupravegheați să curețe sau să întrețină produsul.
- Țineți copiii departe de produs și de blocul de alimentare.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timp ce este conectat la o priză.
- Asigurați-vă că ambalajul de plastic este inaccesibil copiilor. În timpul jocului, copiii se pot agăța de material, existând pericolul de asfixiere.
- Utilizați numai accesoriile furnizate cu produsul.
- În cazul unei utilizări necorespunzătoare, din acumulator se poate scurge lichid – evitați contactul cu acesta. Lichidul care se scurge din baterii poate provoca iritații sau arsuri.
- În caz de contactului pielii, ochilor sau mucoaselor cu lichidul bateriei, spălați și clătiți imediat zonele afectate cu apă curată. Dacă este necesar, consultați un medic.
- Bateriile nu trebuie să fie demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Produsul conține un acumulator care nu poate fi înlocuit.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Așezați produsul pe o suprafață ușor accesibilă, plană, uscată, rezistentă la căldură și suficient de stabilă. Nu poziționați produsul la marginea suprafeței.
- Produsul a fost proiectat și testat în conformitate cu cerințele de radiofrecvență. Cu toate acestea, pot apărea interferențe electromagnetice sau alte perturbări. Schimbarea locației produsului poate ajuta la eliminarea interferențelor.
- Nu expuneți produsul, blocul de alimentare și accesoriile la suprafețe fierbinți.

- Nu încercați niciodată să curățați produsul prin scufundare în apă și nu-l curățați cu un aparat de curățare cu aburi.
- Nu încărcăți produsul pe sau lângă materiale potențial inflamabile (de ex., saltele, păături sau lemn) sau în apropierea lichidelor.

3.3 Contraindicații

NU UTILIZAȚI PRODUSUL DACĂ

- aveți un stimulator cardiac, un defibrilator implantat sau un alt implant electronic activ.
- aveți tulburări endocrine insuficient controlate, cum ar fi diabetul și problemele tiroidiene.
- aveți în prezent sau ați avut vreodată cancer de piele, un alt cancer sau alunițe pre-maligne.
- Ați fost supus(ă) tratamentului cu radiații sau chimioterapie în ultimele 3 luni sau zone ale pielii dvs. prezintă tumori potențial maligne.
- Sistemul dvs. imunitar este slăbit din cauza bolilor imunosupresoare precum SIDA sau HIV sau a luării de medicamente imunosupresoare.
- Ați luat izotretinoină (Accutane®) în ultimele 6 luni înainte de a utiliza acest produs.
- Aveți o boală legată de fotosensibilitate precum porfiriea, fotodermatoza polimorfă (PLD), urticaria fotosensibilă, lupusul etc.
- Suferiți de epilepsie.
- Sunteți însărcinată sau alăptați.

RO

NU TRATAȚI ZONE ÎN CARE

- există implanturi permanente precum plăci și șuruburi metalice (excepție: implanturile orale), implanturi de silikon sau filere sau toxine injectate.
- există răni actuale, eczeme, erupții cutanate, tăieturi deschise, abraziuni, leziuni, psoriazis etc. în locurile în care se aplică produsul.
- pielea dvs. este purulentă sau inflamată sau ați avut cicatrici, probleme de vindecare a rănilor sau piele sensibilă în trecut.
- există piercinguri sau alte obiecte metalice (de ex., din titan).
- ați avut o intervenție chirurgicală în ultimele 3 luni înainte de a utiliza acest produs.

Consultați un medic înainte de a continua să utilizați produsul dacă orice reacții adverse neașteptate, cum ar fi pruritul cutanat, apar în primele 48 de ore de utilizare.

CONSULTAȚI MEDICUL DACĂ

- suferiți de cuperoză sau rozacee.
- ați avut în trecut boli precum herpesul simplex în zona de tratat, boli care sunt stimulate de căldură. Dacă acesta este cazul, puteți utiliza în continuare acest produs după un tratament profilactic adecvat.
- în ultimele 6 luni ați utilizat pe pielea dvs. produse medicamentoase prescrise.
- suferiți de boli ale pielii, cicatrici sau probleme de vindecare a rănilor.
- aveți alte afecțiuni medicale care, în opinia medicului dvs. sau dermatologului, împiedică utilizarea în siguranță a acestui produs.

4 Verificarea produsului și a pachetului de livrare

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Dacă la deschiderea ambalajului utilizați cu imprudență un cuțit sau alte obiecte ascuțite, este posibil să deteriorați rapid produsul. Procedați cu deosebită atenție la deschidere.

1. Scoateți produsul din ambalaj.
2. Asigurați-vă că livrarea este completă (vezi **Fig. A**).
3. Asigurați-vă că produsul și piesele componente nu prezintă semne de deteriorare. În asemenea cazuri, folosirea produsului este interzisă. Contactați în acest caz serviciul nostru pentru clienți.

5 Caracteristicile produsului

5.1 Diverse ajutaje

Produsul are o zonă de aplicare cu radiofrecvență **RF**. Produsul sprijină întinerirea pielii folosind o combinație de tehnologie infraroșu (IR), tehnologie de lumină LED și energie de radiofrecvență bipolară (RF).

Pentru a îmbunătăți aspectul pielii sunt incluse următoarele ajutaje:

Ajutaj de radiofrecvență **RF**: Această extensie a zonei de aplicare pentru radiofrecvență este ideală pentru aplicarea eficientă pe zone mai mari (de ex., obraji sau gât).

Ajutaj EMS **EMS**: Folosește microcurenți pentru a crea mișcări musculare, pentru a promova circulația sângelui și pentru a elimina umflăturile. EMS este acronimul pentru „Elektrische Muskelstimulation”, adică stimulare musculară electrică. Ajutajul este folosit pentru a aplica mai eficient pe zone mai mari (de ex., obraji sau linia maxilarului).

5.2 Funcții de siguranță

Produsul este echipat cu funcții de siguranță care vă protejează pielea împotriva încălzirii excesive.

Senzor de temperatură și regulator de căldură: Senzorul de temperatură înregistrează temperatura pielii. Regulatorul de căldură asigură că – în funcție de nivelul de energie selectat (1–4, între 40 și 43 °C) – nu mai este eliberată automat energie de radiofrecvență până când pielea nu s-a răcit suficient pentru a putea fi furnizată din nou energie. Acest lucru protejează pielea împotriva încălzirii excesive.

Senzor de mișcare: Acesta asigură că energia de radiofrecvență este eliberată numai atunci când produsul este mișcat peste piele.

Oprire automată: Produsul se va opri automat după 15 minute de utilizare cu sau fără ajutor.

6 Încărcarea

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Nu încărcăți produsul pe sau lângă materiale potențial inflamabile (de ex., saltele, păături sau lemn) sau în apropierea lichidelor.



- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare și atunci când puterea acumulatorului este scăzută.
- Dacă nivelul acumulatorului este scăzut, indicatorul luminos al acumulatorului/ajutajului se aprinde în portocaliu în timpul funcționării. Încărcați produsul.
- Dacă produsul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să fie verificat nivelul bateriei și trebuie încărcat în mod regulat.
- Produsul poate fi operat și prin blocul de alimentare conectat la rețeaua de energie electrică.

1. Conectați mufă de conectare **14** a blocului de alimentare **13** în portul de încărcare **10** al produsului.

2. Conectați un ștecăr de rețea **11** (2 sau 3 pini) la blocul de alimentare.

Pentru montare, conectați ștecărul la blocul de alimentare și rotiți-l spre simbolul de blocare **15** până când se înclichetează în poziție.

Pentru demontare, apăsați și mențineți apăsat butonul de declanșare **12** și rotiți ștecărul spre simbolul de deblocare **16** până când acesta poate fi scos din blocul de alimentare.

3. Conectați blocul de alimentare la o priză.

Procesul de încărcare începe automat. Indicatorul luminos al acumulatorului/ajutajului **8** luminează intermitent în portocaliu în timpul încărcării și se aprinde în verde când încărcarea este completă.

4. După încărcare, deconectați blocul de alimentare de la rețea de energie electrică și scoateți fișa de conectare din portul de încărcare al produsului.

7 Operarea



- Înainte de prima utilizare curățați toate componentele produsului, conform descrierii din capitolul „Curățarea”.
- Înainte de utilizare, citiți capitolul „Recomandări pentru utilizarea produsului”.

7.1 Pregătirea

1. Încărcați complet produsul înainte de utilizare (vezi capitolul „Încărcarea”).
Pueți utiliza produsul utilizând blocul de alimentare **13** conectat la rețeaua de energie electrică.
2. Dacă doriți, introduceți ajutorul de radiofrecvență **5** sau ajutorul EMS **6** pe zona de aplicare pentru radiofrecvență **11**.
Utilizați ajutorul de radiofrecvență pentru o aplicare mai eficientă pe zone mai mari (de ex., obraji sau gât).
Utilizați ajutorul EMS pentru a stimula mușchii folosind microcurenți.
Pentru a atașa ajutorul dorit, apăsați-l ușor pe zona de aplicare pentru radiofrecvență până când se fixează audibil (vezi **Fig. B**). Asigurați-vă că marcajul triunghiular de pe spatele ajutorului este orientat în sus.
Pentru a scoate ajutorul, trageți ușor de el până când se desprinde de zona de aplicare pentru radiofrecvență.
3. Pielea dvs. trebuie să fie curată și uscată. Asigurați-vă că v-ați dat jos toate bijuteriile.
4. Aplicați un strat subțire de gel pe bază de apă pe zona de aplicare a produsului sau a ajutorului.
Gelul pe bază de apă oferă conductivitate și îi permite produsului să alunece cu ușurință peste piele. Pentru utilizarea optimă, sigură și eficientă a produsului, vă recomandăm să utilizați gelul Silk'n Slider.

7.2 Utilizarea produsului fără ajutoraj (pentru suprafețe mai mici)

1. Mențineți apăsat butonul de reglare (**⏻**) **9** pentru a porni produsul.
Produsul funcționează la nivelul de energie 1. Indicatorul luminos pentru afișarea primului nivel de energie **7** se aprinde.
2. Țineți produsul pe pielea dvs. și mișcați-l peste ea cu mișcări delicate, asemănătoare unui masaj.
Asigurați-vă că electrozii **2** sunt în contact cu pielea dvs.
Și ledurile **3** și lămpile cu infraroșu din spectrul apropiat (IR) **4** sunt în funcțiune.
3. Dacă doriți, apăsați din nou butonul de reglare (**⏻**) pentru a schimba nivelul de energie.
Produsul nu trebuie să intre în contact cu pielea dvs. atunci când schimbați nivelul de energie.
Produsul trece prin diferitele niveluri de energie (1–4), unul după celălalt. Indicatoarele luminoase ale nivelului de energie respectiv se aprind. Dacă produsul funcționează la nivelul de energie 4 și apăsați din nou butonul de reglare (**⏻**), produsul va reveni la nivelul de energie 1.
După cum veți observa, odată cu nivelurile mai mari de energie crește și temperatura respectivă. Pielea dvs. se poate înroși ușor în timpul aplicării. Acest lucru este complet normal și nu constituie un motiv de îngrijorare.
Cu cel mai înalt nivel de energie veți obține cele mai bune rezultate. Cu toate acestea, este important să simțiți confortabilă aplicarea la nivelul de energie selectat. În caz contrar, selectați un nivel de energie mai scăzut.
4. Asigurați-vă că există întotdeauna suficient gel pe zona de aplicare a produsului sau pe ajutoraj în timpul aplicării.

5. Aplicați produsul pe zone mici (de ex., pliurile din zona nasului sau între sprâncene) timp de cel puțin 3 minute pe fiecare.
Nu lăsați produsul nemișcat doar pe o singură zonă a pielii. Mișcați-l întotdeauna peste întreaga zonă. Acest lucru previne înfierbântarea pielii și alte potențiale efecte secundare.

7.3 Utilizarea produsului cu ajutorul de radiofrecvență (pentru suprafețe mai mari)

1. Mențineți apăsat butonul de reglare (⏻) 9 pentru a porni produsul.
Produsul funcționează la nivelul de energie 1. Indicatorul luminos pentru afișarea primului nivel de energie 7 se aprinde.
Indicatorul luminos al acumulatorului/ajutajului 8 se va aprinde în verde în timpul aplicării, pentru a indica faptul că ajutorul a fost atașat corect. Dacă ajutorul nu a fost atașat corect, acest indicator luminos va lumina intermitent în verde. În acest caz, atașați corect ajutorul.
2. Țineți produsul pe pielea dvs. și mișcați-l peste ea cu mișcări delicate, asemănătoare unui masaj. Asigurați-vă că electrozii 2 sunt în contact cu pielea dvs. Și ledurile 3 și lămpile cu infraroșu din spectrul apropiat (IR) 4 sunt în funcțiune.
3. Utilizați produsul așa cum este descris în Pașii 3 și 4 din Capitolul 7.2.
4. Aplicați produsul pe zone mai mari (de ex., obraji sau gât) timp de cel puțin 5 minute pe fiecare.
Nu lăsați produsul nemișcat doar pe o singură zonă a pielii. Mișcați-l întotdeauna peste întreaga zonă. Acest lucru previne înfierbântarea pielii și alte potențiale efecte secundare.

RO

7.4 Utilizarea produsului cu ajutorul EMS

1. Consultați Pasul 1 din Capitolul 7.3 pentru informații despre cum să vă asigurați că ajutorul EMS este atașat corect.
2. Țineți produsul pe pielea dvs. și mișcați-l peste ea cu mișcări liniare. Asigurați-vă că electrozii 2 sunt în contact cu pielea dvs.
Ledurile 3 și lămpile cu infraroșu din spectrul apropiat (IR) 4 nu sunt în funcțiune când se utilizează ajutorul EMS.
3. Eventual, apăsați din nou butonul de reglare (⏻) 9 pentru a schimba nivelul de energie.
Produsul nu trebuie să intre în contact cu pielea dvs. atunci când schimbați nivelul de energie.
Produsul trece prin diferitele niveluri de energie (1–4), unul după celălalt. Indicatoarele luminoase ale nivelului de energie respectiv se aprind. Dacă produsul funcționează la nivelul de energie 4 și apăsați din nou butonul de reglare (⏻), produsul va reveni la nivelul de energie 1.
Veți observa cum impulsurile electrice slabe provoacă contracții la nivelul mușchilor feței.
Cu cel mai înalt nivel de energie veți obține cele mai bune rezultate. Cu toate acestea, este important să simțiți confortabilă aplicarea la nivelul de energie selectat. În caz contrar, selectați un nivel de energie mai scăzut.
4. Asigurați-vă că există întotdeauna suficient gel pe ajutoraj în timpul aplicării.

5. Aplicați produsul pe zone mai mari (de ex., obraji sau părți ale maxilarelor) timp de cel puțin 5 minute pe fiecare.
Nu lăsați produsul nemișcat doar pe o singură zonă a pielii. Mișcați-l întotdeauna peste întreaga zonă.

7.5 După aplicare

1. După aplicare, mențineți apăsat butonul de reglare (⏻) 9 pentru a opri produsul.
Dacă este conectat, trebuie să deconectați blocul de alimentare 13 de la rețeaua de energie electrică.
2. Îndepărtați de pe pielea dvs. orice reziduu de gel pe bază de apă. Apoi clătiți-vă pielea cu apă caldută.
3. Uscați-vă pielea cu un prosop și aplicați o cremă de față pentru a calma și a hidrata pielea.
4. Curățați bine produsul după utilizare (vezi capitolul „Curățarea”).

8 Recomandări pentru utilizarea produsului

8.1 Zona de aplicare

⚠️ AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Nu priviți direct lumina emisă de produs. Închideți ochii când aplicați produsul în zona ochilor.

Zonă	Scop
Frunte (inclusiv zona dintre sprâncene)	Reducerea ridurilor
Obrajii stânga și dreapta (inclusiv zona ochilor, dar excluzând pleoapele)	Reducerea ridurilor minore și volumizare
Gât	Reducerea ridurilor de pe gât

8.2 La ce să vă așteptați în timpul aplicării și după aceasta

- Din cauza energiei de radiofrecvență, are loc o încălzire sesizabilă.
- La utilizarea ajutorului EMS 6 veți simți o ușoară senzație de furnicături cauzată de curentul electric.
- După aplicare pot să apară o ușoară înroșire sau umflături. Acestea ar trebui să se retragă în câteva ore, dar cel mult într-o zi.

8.3 Planul de aplicare

- Începeți întotdeauna aplicările cu nivelul de energie 1 și creșteți nivelul de energie treptat, atât timp cât aplicarea este încă plăcută.
- Aplicați produsul cel puțin 5 minute pe fiecare dintre zonele mai mari (de ex., obraji sau gât) sau cel puțin 3 minute pe fiecare dintre zonele mai mici (de ex., pliuri nazolabiale sau între sprâncene).
- Aplicați produsul de două ori pe săptămână timp de 10 săptămâni. Primele rezultate vizibile apar după 5 săptămâni sau 10 ședințe.
- Apoi utilizați produsul o dată la 2 săptămâni pentru a menține rezultatele.
- Pentru ca rezultatele să fie de durată, este important să utilizați produsul în mod regulat.

8.4 Reacții adverse posibile

Pentru a evita reacțiile adverse, urmați întotdeauna instrucțiunile și notați toate avertismentele și contraindicațiile. Consultați medicul dacă aveți simptome persistente precum durere, înroșire a pielii, umflături sau senzație de arsură etc.

Deși sunt rare, pot apărea următoarele reacții adverse:

- Edem excesiv (umflături) și eritem (înroșiri): Dacă se întâmplă acest lucru, răciți zona afectată cu un prosop rece și umed timp de cel puțin 10 minute și apoi aplicați o cremă anti-arsuri. Simptomele ar trebui să dispară în câteva zile.
- Dilatarea capilarelor sanguine superficiale: Acest lucru poate provoca înroșirea temporară, care durează câteva zile. Unele dintre capilare pot prezenta și pete roșii, care ar trebui să se diminueze în timp. Dacă apar aceste simptome, răciți imediat cu apă rece zonele afectate.

9 Curățarea

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Deconectați întotdeauna blocul de alimentare de la rețeaua de energie electrică înainte de a curăța produsul.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Nu scufundați niciodată produsul în apă sau în alte lichide. Asigurați-vă de faptul că în carcasă nu a pătruns apă sau alte lichide.
- Nu utilizați mijloace de curățat agresive, perii metalice sau perii aspre din nailon, obiecte de curățat ascuțite sau metalice, precum cuțite, șpacluri dure sau altele similare.

1. Curățați produsul cu o cârpă umedă. Asigurați-vă că produsul nu conține reziduuri de gel pe bază de apă.
2. Uscați bine produsul cu o lavetă curată, uscată și moale.

10 Depozitarea

Înainte de depozitare, asigurați-vă că toate piesele s-au uscat complet.

- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Depozitați produsul astfel încât să fie inaccesibil copiilor.

11 Identificarea defecțiunilor

Anumite probleme sunt cauzate de defecțiuni minore, care pot fi remediate și de utilizator. În acest scop acționați conform instrucțiunilor menționate în tabelul de jos. Dacă defecțiunea persistă vă rugăm contactați serviciul clienți. Nu reparați singur produsul.

Defecțiune	Posibile cauze și soluții
Produsul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că nici produsul în sine, nici blocul de alimentare 13 nu este defect și că blocul de alimentare este conectat corect la o priză. Asigurați-vă că produsul este încărcat suficient dacă nu este utilizat cu blocul de alimentare.
În timpul aplicării nu se simte căldură sau microcurent.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că electrozii 2 sunt în contact cu pielea dvs.
Ajutajul 5 / 6 nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ajutorul este atașat corect la produs. Dacă ajutorul este atașat corect, indicatorul luminos al acumulatorului/ajutajului 8 se aprinde în verde.
Cel puțin un indicator luminos luminează intermitent în timpul aplicării.	<ul style="list-style-type: none"> A apărut o eroare în timpul aplicării. Opriti și reporniți produsul.

12 Date tehnice

12.1 Generalități

Model:	H2501
Tensiune nominală:	12 V
Capacitatea acumulatorului:	4 000 mAh litiu
Tipul de acumulator:	1 × 4 000 mAh litiu (încărcabil)
Tehnologie:	Home Tightening™
Leduri (lungime de undă):	630 nm ± 20 nm
IR (lungime de undă):	780 nm ± 20 nm
Radiofrecvență	
Putere de ieșire max.:	20 W
Frecvența de ieșire a unității principale:	1 MHz ± 30 %
Frecvența de ieșire a ajutorului de radiofrecvență:	1 MHz ± 30 %
Impuls (ajutaj EMS)	
Frecvență:	100 Hz ± 10 % (modul Lift); 2 Hz ± 10 % (modul Slap)
Tensiune max.:	10 W
Condiții de transport/depozitare	
Temperatură:	de la -40 până la +70 °C
Umiditatea relativă a aerului:	10–90 %
Presiune atmosferică:	500–1 060 hPa
Condiții de utilizare	
Temperatură:	de la 10 până la +35 °C
Umiditatea relativă a aerului:	30–75 %
Presiune atmosferică:	700–1 060 hPa

Greutate

Unitate principală: 210 g

Ajutaj de radiofrecvență: 45 g

Ajutaj EMS: 55 g

Dimensiuni (L × l × Î)

Unitate principală: 175 × 56 × 45 mm

Unitate principală + ajutor de radiofrecvență: 189 × 71 × 61 mm

Unitate principală + ajutor EMS: 189 × 71 × 66 mm

12.2 Bloc de alimentare

Numărul modelului: DZ024CHL120200H

Intrare: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A

Ieșire: 12,0 V DC; 2,0 A; 24,0 W

Clasă de protecție: II

Date publice	Valoare și precizie	Unitate
Numele sau marca producătorului, numărul de înregistrare comercială și adresa:	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd 440681000450656, Shilong Intensive Industrial Park, Lunjiao Shunde District, Foshan, Guangdong, China	
Tensiune de intrare:	100–240	V
Frecvență curent alternativ de intrare:	50/60	Hz
Curent de intrare:	0,8	A
Tensiune de ieșire:	12,0	V
Curent de ieșire:	2,0	A
Putere de ieșire:	24,0	W
Grad mediu de eficiență în funcționare:	86,2	%
Grad de eficiență la solicitare redusă (10 %):	76,8	%
Consum de energie la solicitare zero:	0,1	W

RO

13 Eliminarea

13.1 Eliminarea ambalajului



Eliminați selectiv ambalajul. Predați hârtia și cartonul la maculatură, iar foliile într-un centru de reciclare.

13.2 Eliminarea produsului

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a materialelor reciclabile)



Este interzisă aruncarea aparatelor vechi împreună cu deșeurile menajere!

Dacă ați decis eliminarea produsului, **eliminați-l conform prevederilor legale aplicabile în țara dvs. sau în județul în care locuiți**. Prin aceasta se asigură o eliminare corespunzătoare a aparatelor vechi și se previn efectele negative asupra mediului înconjurător. De aceea, aparatele electrice sunt marcate cu simbolul indicat aici.

Bateriile și acumulatorii nu trebuie eliminați împreună cu deșeurile menajere!



În calitate de utilizator final, aveți obligația legală de a returna toate bateriile și acumulatorii – indiferent dacă conțin sau nu substanțe periculoase* – la un punct de colectare din municipiu/oraș sau la un distribuitor, astfel încât acestea să poată fi eliminate într-un mod ecologic.

Duceți produsul complet (inclusiv acumulatorul) la punctul de colectare și asigurați-vă că acesta este descărcat!

* marcat cu Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb

RO

14 Informații privind garanția

Conform prevederilor menționate în legile și regulamentele UE, perioada de garanție este de 2 ani. În cazul acestui produs garanția este limitată la lipsurile tehnice, cauzate de greșelile comise pe durata procesului de fabricație. Dacă doriți să vă folosiți de garanția acordată, vă rugăm să respectați instrucțiunile comunicate de serviciul nostru pentru clienți. Este posibil ca serviciul pentru clienți să poată soluționa defecțiunea fără să fie necesară predarea produsului la magazin sau la centrul nostru service. Serviciul nostru pentru clienți este mereu la dispoziția dvs.!

15 Serviciul pentru clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vă rugăm accesați pagina web Silk'n din regiunea dvs.: web www.silkn.eu. În cazul deteriorării aparatului sau în cazul apariției unei defecțiuni, pentru lucrările de reparații sau serviciul de asistență vă rugăm să vă adresați centrului de service Silk'n din apropierea dvs. Acest manual de utilizare poate fi descărcat și în format PDF de pe pagina web www.silkn.eu.

Nr. de service: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu



2307_005_MULT1



PB119823A

Silk'n[®]

Manufacturer

Silkn Beauty Ltd.
Alon Ha-Tavor 15
Caesarea, 3079516
Israel

Distributor

Invention Works B.V.
Galileistraat 17
3029 AL Rotterdam
The Netherlands

UK Representative

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House, Market Road
Wickford, Essex, SS12 0FD
United Kingdom



© 2023 Silkn Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.