

# Silk'n®

Beautiful Technology

## REVIT PRESTIGE

ND9002



EN USER MANUAL

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

FR MODE D'EMPLOI

NL GEBRUIKSAANWIJZING

ES INSTRUCCIONES DE USO

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

TR KULLANIM KILAVUZU

IT MANUALE OPERATIVO

NO BRUKSANVISNING

SV BRUKSANVISNING

DA BRUGERVEJLEDNING

EN

DE

FR

NL

ES

PT

GR


TR

IT

NO

SV

DA



## Legal notice

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silk'n Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silk'n Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Table of contents

<b>1.</b>	<b>Package contents/device parts</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>General information</b>	<b>5</b>
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	5
<b>3.</b>	<b>Safety</b>	<b>6</b>
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	6
<b>4.</b>	<b>Checking the device and package contents</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Charging</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>Operation</b>	<b>11</b>
6.1	Treatment tips	12
6.2	Attaching the tip	13
6.3	Operating in Auto mode	13
6.4	Operating in Manual mode	13
<b>7.</b>	<b>Cleaning and maintenance</b>	<b>14</b>
7.1	Cleaning the housing and the charging cradle	14
7.2	Cleaning the tip	14
7.3	Replacing the filter	14
7.4	Replacing the O-ring	14
<b>8.</b>	<b>Storage</b>	<b>15</b>
<b>9.</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>15</b>
<b>10.</b>	<b>Customer service</b>	<b>16</b>
<b>11.</b>	<b>Warranty</b>	<b>16</b>
<b>12.</b>	<b>Disposal</b>	<b>16</b>
12.1	Disposing of the packaging	16
12.2	Disposing of the filter and O-ring	16
12.3	Disposing of the device	17
<b>13.</b>	<b>Technical data</b>	<b>17</b>

# 1. Package contents/device parts

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1 Device                | 10 Body diamond tip |
| 2 LCD display           | 11 Massage tip      |
| 3 Mode button           | 12 USB adapter      |
| 4 Start/pause button    | 13 USB cable        |
| 5 Power button          | 14 Filter, 30×      |
| 6 Control buttons       | 15 O-ring, 5×       |
| 7 Stand/charging cradle | 16 Cleaning brush   |
| 8 Fine diamond tip      | 17 Pouch            |
| 9 Regular diamond tip   |                     |

## 2. General information

### 2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this ReVit Prestige (hereafter referred to as the “device”), and contains important information on setup and handling.

Before using the device, read the user manual carefully.

This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the device.

The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.

Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the device on to third parties.

### 2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the device or on the packaging.

#### **WARNING!**

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

#### **NOTICE!**

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the United Kingdom.



This symbol identifies electrical devices that belong to the protection class 2 (USB adapter).



This symbol identifies electrical devices that belong to the protection class 3 (device).



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).



Do not use the device in the vicinity of bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.

## 3. Safety

### 3.1 Proper use

The device is exclusively designed to exfoliate your skin, stimulate the growth of healthy new cells and stimulate blood circulation in the skin for a smoother and fresher complexion. It is only intended for private household use and not suitable for commercial purposes.

Only use the device as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer or vendor cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

### 3.2 Safety instructions



## WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only connect the device if the line voltage of the socket corresponds to the data on the USB adapter.

- Only connect the USB adapter to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains supply in the event of a problem.
- Only use the device with the enclosed parts.
- Do not use the device if it is damaged or if the charging cradle, USB adapter or the USB cable is defective. Contact the manufacturer or customer service for replacement or repair to avoid risks.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact our customer service for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This device contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
- Do not use attachments not specified by the manufacturer.
- Do not use the device while showering or bathing. Do not place the device such that there is a risk of it falling into a tub or sink.
- Do not immerse the device or any of the parts in water or other liquids.
- Never reach to retrieve an electrical device if it has fallen in water. In such a case,

immediately disconnect the USB adapter.

- Never insert any objects into the housing.
- Always switch the device off and pull the USB adapter out of the socket when you are not using it, when you are replacing the parts, when you intend to clean it or in the event of a malfunction.
- Never touch the USB adapter or USB cable with wet or damp hands.
- Keep the device and all parts away from open flames and hot surfaces.
- Lay the USB cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not kink the USB cable and do not lay it over sharp edges.
- Only use the device indoors.



**WARNING! DANGER FOR CHILDREN AND PERSONS WITH IMPAIRED CAPACITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE.**

- The device is not intended for use by persons under the age of 16 or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by unsupervised children.



- Keep the device and all parts away from children. Small parts may cause choking if swallowed or inhaled.
- Make sure that children do not play with the plastic wrapping. They may get caught in it when playing and suffocate.

### **WARNING! RISK OF INJURY!**

- Do not use the device on the eye lid, inside the eye orbit, around areas that contain inflammatory acne, or areas that have rashes or wounds.
- Do not focus the device on one spot on your skin or pass the device over the same area more than 3 times.
- Never leave the device unattended while it is in operation.
- Stop using the device immediately if you develop any abnormal reactions such as itching, uncomfortable inflammation, or scratches.

### **Consult your doctor before using the device if...**

- you suffer from allergies, skin irritation or skin diseases,
- you are pregnant,
- you are not sure whether the device is suitable for you.

### **NOTICE! RISK OF DAMAGE!**

- Place the device on an easily accessible, level, dry and sufficiently stable surface. Do not place the device on the edge of the surface.

- Handle with care. Dropping the device may damage the housing or motor.
- Keep a filter in place at all times to prevent foreign substances from entering the motor.
- Stop using the device if any parts exhibit cracks or breaks or are deformed. Only replace damaged parts with corresponding original spare parts.
- Do not place or store the device in damp areas or rooms.

#### **4. Checking the device and package contents**

### **NOTICE! RISK OF DAMAGE!**

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed object, you may quickly damage the device. Be very careful when opening it.
  1. Take all parts out of the packaging.
  2. Check to make sure that the delivery is complete (see **Fig. A**).
  3. Check whether the device or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the device. Contact our customer service.

#### **5. Charging**

### **⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- Do not charge when the device is in use or if it is wet. Make sure it is dry before charging.
- Only charge the device with the enclosed charging cradle, USB adapter and USB cable.
- Charge the device at temperatures between 0 and 40 °C.

- Always unplug the device after charging has been completed.



It takes about 3 hours to fully charge the device. When the charging process is completed, the LCD display shows the charging status as full.

#### Option 1 (via mains supply):

1. Place the device **1** onto the charging cradle **7** by fitting the hole in its bottom to the pin of the charging cradle.
2. Connect the USB cable **13** to the charging cradle and connect its USB connector to the USB adapter **12**.
3. Plug the USB adapter into a mains socket.

#### Option 2 (via USB port):

1. Connect the USB cable **13** to the charging cradle **7** with the device properly installed.
2. Connect its USB connector to a compatible USB power source.

## 6. Operation



- Clean all parts of the device before first use as described in the chapter “Cleaning and maintenance”.
- Make sure the filter, O-ring and the desired tip have been installed properly before use.
- Before treating an area for the first time, perform a skin sensitivity test on a spot. If you have no adverse reaction, start your treatment.
- Always start on the lowest suction level and stroke no more than 2 times over each area for your first treatment, or until you have determined your ideal treatment setting.
- Do not use additional treatment products such as oils or ointments.
- The device will switch itself off after 9 minutes of continuous operation. It is recommended not to perform a facial treatment for more than 4 minutes.
- When the power level is low, the device will alert with 2 beeps every 30 seconds and the battery symbol on the LCD display will blink. Refer to the chapter “Charging” to charge the device.

## 6.1 Treatment tips

- Use the device maximum 2 times a week. Treat your face for maximum 4 minutes per treatment. Treat the parts of your body by passing each area no more than 3 times.
- Select a suitable tip for your treatments:
  - Fine diamond tip (8)**: the finer treatment tip for the delicate and hard-to-reach areas of the face, such as around the eyes, nose and mouth.
  - Regular diamond tip (9)**: the standard treatment tip for all skin types for removing dead skin cells and stimulating the cell regrowth and the blood circulation. Suitable for face and neck.
  - Body diamond tip (10)**: the larger treatment tip for body parts such as arms and legs.
  - Massage tip (11)**: for massaging the skin and stimulating the blood circulation. Suitable for all skin types.
- Thoroughly wash your face or body part and pat dry with a soft towel to leave your skin bare before using the device.
- Gently move the tip across the skin using short and even strokes. For facial area, follow the below instructions:
  - Cheeks**: Stroke from inside outwards.
  - Nose**: Stroke downwards covering entire nose.
  - Chin**: Stroke downwards along jawline.
  - Forehead**: Stroke from centre outwards on each side.
  - Eye area**: Stroke outwards between eye and ear. Do not stroke directly below the eyes or on the eyelids, and stay outside the eye orbit.
  - Neck**: Stroke downwards.
- After treatment, wash the treated area with cold water to remove remaining debris and gently pat dry. Apply a toner, serum or cream to minimize your pores and soothe your skin for the optimal efficacy of your treatments.
- Light bruising and redness is completely normal after treatments and should subside within 24 hours. Effective dermabrasion treatments gently remove the outer layer of skin which may cause slight discomfort and redness.
- Stop using the device immediately if you develop any abnormal reactions such as itching, uncomfortable inflammation, or scratches.

## 6.2 Attaching the tip



- Make sure the device is switched off and unplugged before attaching or changing the tip.
- Always make sure a filter and O-ring are in place. Refer to the chapter “Replacing the filter” or “Replacing the O-ring” for replacement if necessary.

1. Attach the desired tip (8 / 9 / 10 / 11) to the device.
2. Make sure the tip is firmly in place before use.

## 6.3 Operating in Auto mode

Auto mode is only for facial treatments.

1. Press the power button (5) to switch on the device.
2. Press the mode button (3) to select “Auto mode”.
3. Press the control buttons (6) to select the desired intensity level. Level 1 is the lowest level; while level 3 is the highest level.
4. Press the start/pause button (4) to begin the treatment.



- Treat the facial area indicated on the LCD display. The LCD display also shows the countdown of the treatment time for each facial area. You will hear 2 beeps when the time elapses.
- Move to the next facial area indicated on the display after each 2 beeps until the treatment cycle is completed.
- During the treatment, you can press the Start/pause button and then press the control buttons anytime to switch to another facial area.

## 6.4 Operating in Manual mode

Manual mode is for both facial and body treatments. This mode allows you to follow your own treatment regime. It will not inform you about treatment times, areas or give you instructions on how to use it. The timer however, will keep track of the treatment time that has passed.

1. Press the power button (5) to switch on the device.
2. Press the mode button (3) to select “Manual”.
3. Press the control buttons (6) to select the desired intensity level. Level 1 is the lowest level; while level 3 is the highest level.
4. Press the start/pause button (4) to begin the treatment.

## 7. Cleaning and maintenance

### NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Always turn off and unplug the device before cleaning or replacing the spare parts.
- Never immerse the device or any parts in water or other liquids. Make sure that no water or other liquids penetrate the housing.
- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers and the like.

#### 7.1 Cleaning the housing and the charging cradle

1. Wipe the device (1) and the charging cradle (7) (avoid contacting the pin of the charging cradle or the hole on the bottom of the device) with a damp cloth.
2. Wipe it completely dry with a dry cloth.

#### 7.2 Cleaning the tip

1. Remove the tip (8 / 9 / 10 / 11) from the device and gently clean its inner side with the brush (16) after each use to remove dead skin cells and debris.
2. Wipe the outside of the tips thoroughly with a damp cloth.
3. Let it dry completely.

#### 7.3 Replacing the filter

The filter should be replaced regularly for optimal results. Always make sure that the filter is in place to prevent particles such as dead skin cells or debris from entering the motor.

1. Gently remove the tip (8 / 9 / 10 / 11) and discard the filter (14).
2. Replace with a new filter and put the tip back into place.

#### 7.4 Replacing the O-ring

The O-ring should only be replaced if it is damaged or worn. Always make sure that the O-ring is in place, otherwise the device will not work properly.

1. Gently remove the tip (8 / 9 / 10 / 11) and discard the O-ring (15).
2. Replace with a new O-ring and put the tip back into place.

## 8. Storage

- All parts must be completely dry before being stored in the pouch (17). You can also use the charging cradle (7) as a stand to hold the device.
- Do not wind the USB cable (13) round the device.

## 9. Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the device yourself.

Fault	Possible cause and solution
The device won't turn on.	Make sure the USB adapter is securely plugged in the charging cradle, and plugged into a working mains socket for at least one hour. The battery symbol on the LCD display should indicate that device is charging. If the battery symbol does not come on, contact our customer service.
The device has lost suction.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the tip closely for any hairline cracks, punctures, or spaces.</li> <li>• Remove the tip and ensure that the O-ring is in place. If you notice cracks or that the O-ring is missing, replace it with a spare ring.</li> <li>• Remove the tip and ensure that the filter is in place. If you notice that the filter has worn down or if you see a lot of dead skin cell and debris, replace it with a new filter.</li> <li>• If these solutions do not work, contact our customer service.</li> </ul>

The tip (8 / 9 / 10) is not coarse enough.

The tip will accumulate skin cell build-up over time, making it feel smoother. Clean the tip with a damp cloth to keep it clear of skin debris. The tips should be replaced every year, or earlier if they are worn. You can purchase replacement tips and filters through the retailer where you bought the device, or you can order directly from our website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 10. Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service centre. This manual is also available as a PDF download from: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Service number: 0906-2130009 / +31 (0) 180330550

Email: [customer-careuk@silkn.eu](mailto:customer-careuk@silkn.eu) / [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## 11. Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service centre. Our customer service is always pleased to help you!

## 12. Disposal

### 12.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

### 12.2 Disposing of the filter and O-ring

Dispose of used or defective filters and O-rings in accordance with the applicable regulations for your country.



### 12.3 Disposing of the device

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



#### **Old appliances may not be disposed of in the household waste!**

Should the device no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance**

**with the regulations in force in your city or country.**

This ensures that old appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

### 13. Technical data

Model:	ND9002
Power input:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0.25 A
Power output:	5 V DC, 0.5 A
Protection class	
- device:	III
- USB adapter:	II
Dimension (H × W × D)	
- device:	183 × 51 × 48 mm
- charging cradle:	53.5 × 76.6 × 76.6 mm
Weight:	133.5 g

#### **USB wall adapter**

Model number:	PS06H050K0500EU (EU)
Power input:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0.25 A
Power output:	5 V === 0.5 A 2.5 W
Protection class:	II
IP code:	IP20

<b>Published information</b>	<b>Value and precision</b>	<b>Unit</b>
Name or trademark of the manufacturer, commercial register number and address:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Model identifier:	PS06H050K0500EU(EU)	
Input voltage:	100–240	V
Input alternating current frequency:	50/60	Hz
Output voltage:	5	V
Output current:	0.5	A
Output power:	2.5	W
Average efficiency during operation:	68.19	%
Efficiency at low load (10 %):	24.52	%
Power consumption at zero load:	0.1	W

## **Rechtlicher Hinweis**

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande  
www.silkn.eu - info@silkn.eu

# Inhaltsverzeichnis

DE

<b>1.</b>	<b>Lieferumfang/Geräteteile</b>	<b>21</b>
<b>2.</b>	<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>21</b>
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	21
2.2	Symbolerklärung	21
<b>3.</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>22</b>
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	22
3.2	Sicherheitshinweise	23
<b>4.</b>	<b>Gerät und Lieferumfang prüfen</b>	<b>27</b>
<b>5.</b>	<b>Laden</b>	<b>27</b>
<b>6.</b>	<b>Bedienung</b>	<b>28</b>
6.1	Behandlungstipps	29
6.2	Aufsatz anbringen	30
6.3	Betrieb im Auto-Modus	30
6.4	Betrieb im manuellen Modus	31
<b>7.</b>	<b>Reinigung und Wartung</b>	<b>31</b>
7.1	Gehäuse und Ladestation reinigen	32
7.2	Aufsatz reinigen	32
7.3	Filter wechseln	32
7.4	Dichtring wechseln	32
<b>8.</b>	<b>Aufbewahrung</b>	<b>33</b>
<b>9.</b>	<b>Fehlersuche</b>	<b>33</b>
<b>10.</b>	<b>Kundenservice</b>	<b>34</b>
<b>11.</b>	<b>Garantieinformationen</b>	<b>34</b>
<b>12.</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>34</b>
12.1	Verpackung entsorgen	34
12.2	Filter und Dichtring entsorgen	35
12.3	Gerät entsorgen	35
<b>13.</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>35</b>

# 1. Lieferumfang/Geräteteile

- |   |                         |    |                       |
|---|-------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Gerät                   | 10 | Körper-Diamantaufsatz |
| 2 | LCD-Display             | 11 | Massageaufsatz        |
| 3 | Modus-Taste             | 12 | USB-Adapter           |
| 4 | Start/Pause-Taste       | 13 | USB-Kabel             |
| 5 | Power-Taste             | 14 | Filter, 30×           |
| 6 | Steuerungstasten        | 15 | Dichtring, 5×         |
| 7 | Ständer/Ladestation     | 16 | Reinigungsbürste      |
| 8 | Feiner Diamantaufsatz   | 17 | Beutel                |
| 9 | Normaler Diamantaufsatz |    |                       |

## 2. Allgemeine Informationen

### 2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem ReVit Prestige (im Folgenden „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere

die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### 2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

# HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte der Schutzklasse 2 (USB-Adapter).



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte der Schutzklasse 3 (Gerät).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.

## 3. Sicherheit

### 3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für das Peeling der Haut, die Stimulierung des Wachstums gesunder neuer Zellen und die Stimulierung der Blutzirkulation in der Haut konzipiert und sorgt für einen glatteren und frischeren Teint. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Haushalt bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### 3.2 Sicherheitshinweise

## **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

DE

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Daten auf dem USB-Adapter übereinstimmt.
- Schließen Sie den USB-Adapter nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie für das Gerät ausschließlich die mitgelieferten Teile.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn die Ladestation, der USB-Adapter oder das USB-Kabel defekt ist. Wenden Sie sich für eine Reparatur oder einen Austausch an den Hersteller oder Kundendienst, um Risiken zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an unseren Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

- Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller angegeben wurden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Duschen oder während Sie ein Bad nehmen. Positionieren Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Tauchen Sie das Gerät oder jegliche Teile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie nie nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie in einem solchen Fall sofort den USB-Adapter.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, und ziehen Sie den USB-Adapter aus der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie die Teile wechseln, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt.
- Fassen Sie den USB-Adapter oder das USB-Kabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Halten Sie das Gerät und alle Teile von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das USB-Kabel nicht, und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.



**WARNUNG! GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER**



## MENTALEN FÄHIGKEITEN ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN.

- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen unter 16 Jahren oder Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder wurden von dieser Person in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät und sämtliche Teile von Kindern fern. Kleinteile können zur Erstickung führen, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

### **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf dem Augenlid, in der Augenhöhle, um Bereiche mit entzündlicher Akne oder in Bereichen mit Ausschlag oder Wunden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht konzentriert auf einer Hautstelle, und führen Sie das Gerät nicht öfter als 3 Mal über dieselbe Stelle.

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Wenn unnormale Reaktionen wie Jucken, unangenehme Entzündungen oder Kratzer auftreten, verwenden Sie das Gerät ab sofort nicht mehr.

### **Wenden Sie sich vor der Verwendung des Geräts an Ihren Arzt, wenn...**

- Sie an Allergien, Hautirritation oder Hautkrankheiten leiden,
- Sie schwanger sind,
- Sie nicht sicher sind, ob das Gerät für Sie geeignet ist.

### **HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

- Platzieren Sie das Gerät auf einer leicht zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Oberfläche. Positionieren Sie das Gerät nicht am Rand der Oberfläche.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, kann das Gehäuse oder der Motor beschädigt werden.
- Achten Sie stets darauf, dass ein Filter eingesetzt ist, um zu verhindern, dass Fremdstoffe in den Motor gelangen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Teile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.
- Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Bereichen oder Räumen.

## 4. Gerät und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
  1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
  3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

## 5. Laden

### **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Laden Sie das Gerät nicht auf, während es verwendet wird oder wenn es feucht ist. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass es trocken ist.
- Laden Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Ladestation und dem mitgelieferten USB-Adapter und USB-Kabel.
- Laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C.
- Trennen Sie das Gerät stets, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen wurde.



Das vollständige Laden des Geräts dauert ca. 3 Stunden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird auf dem LCD-Display ein voller Ladestatus angezeigt.

### Option 1 (per Netzanschluss):

1. Setzen Sie das Gerät **(1)** auf die Ladestation **(7)**, indem Sie die Öffnung an der Unterseite auf den Stift der Ladestation setzen.
2. Schließen Sie das USB-Kabel **(13)** an die Ladestation an, und verbinden Sie den zugehörigen USB-Stecker mit dem USB-Adapter **(12)**.
3. Stecken Sie den USB-Adapter in eine Steckdose.

### Option 2 (per USB-Anschluss):

1. Schließen Sie das USB-Kabel **(13)** an die Ladestation **(7)** an, während das Gerät ordnungsgemäß darin eingesetzt ist.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einer kompatiblen USB-Stromquelle.

## 6. Bedienung



- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Geräts, wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Filter, der Dichtring und der gewünschte Aufsatz ordnungsgemäß installiert wurden.
- Bevor Sie eine Hautpartie zum ersten Mal behandeln, führen Sie an einer Stelle einen Hautverträglichkeitstest durch. Wenn keine Nebenwirkungen auftreten, beginnen Sie mit der Behandlung.
- Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Saugstufe, und behandeln Sie die einzelnen Bereiche bei der ersten Behandlung oder bis Sie die ideale Behandlungseinstellung ermittelt haben maximal 2 Mal.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Behandlungsprodukte wie Öle oder Salben.
- Nach 9 Minuten Dauerbetrieb schaltet sich das Gerät selbständig ab. Es wird empfohlen, die Dauer einer Gesichtsbehandlung auf maximal 4 Minuten zu beschränken.
- Bei einer niedrigen Akkukapazität gibt das Gerät im 30-Sekunden-Rhythmus eine Warnung in Form von 2 Pieptönen aus, und das Batteriesymbol auf dem LCD-Display blinkt. Informationen zum Laden des Geräts finden Sie im Kapitel „Laden“.

## 6.1 Behandlungstipps

- Verwenden Sie das Gerät maximal 2 Mal pro Woche. Beschränken Sie die Dauer der Gesichtsbehandlung auf jeweils maximal 4 Minuten. Führen Sie das Gerät bei einer Körperbehandlung maximal 3 Mal über die einzelnen Stellen.
- Wählen Sie einen geeigneten Aufsatz für ihre Behandlung aus:  
**Feiner Diamantaufsatz (8)**: dies ist der feinere Behandlungsaufsatz für die empfindlichen und schwer zugänglichen Bereiche des Gesichts wie Augenpartie, Nase und Mund.  
**Normaler Diamantaufsatz (9)**: dies ist der Standard-Behandlungsaufsatz für alle Hauttypen, und er eignet sich zum Entfernen abgestorbener Hautzellen und zum Stimulieren des Wachstums neuer Zellen sowie der Blutzirkulation. Geeignet für Gesicht und Hals.  
**Körper-Diamantaufsatz (10)**: dies ist der größere Diamantaufsatz für Körperteile wie Arme und Beine.  
**Massageaufsatz (11)**: zum Massieren der Haut und Stimulieren der Blutzirkulation. Geeignet für alle Hauttypen.
- Waschen Sie vor dem Gebrauch des Geräts Ihr Gesicht oder den zu behandelnden Körperteil gründlich, und tupfen Sie es bzw. ihn mit einem weichen Handtuch trocken. Das Gerät wird auf der nackten Haut angewendet.
- Bewegen Sie den Aufsatz in kurzen und gleichmäßigen Zügen vorsichtig über die Haut. Befolgen Sie bei einer Gesichtsbehandlung die folgenden Anweisungen:  
**Wangen**: Führen Sie das Gerät von innen nach außen.  
**Nase**: Führen Sie das Gerät über die gesamte Nase nach unten.  
**Kinn**: Führen Sie das Gerät entlang der Kieferpartie nach unten.  
**Stirn**: Führen Sie das Gerät auf beiden Seiten von der Mitte nach außen.  
**Augenpartie**: Führen Sie das Gerät zwischen Augen und Ohren nach außen. Streichen Sie nicht direkt über den Bereich unterhalb der Augen oder auf den Augenlidern, und bleiben Sie außerhalb der Augenhöhle.  
**Hals**: Führen Sie das Gerät nach unten.
- Waschen Sie nach der Behandlung den behandelten Bereich mit kaltem Wasser, um restliche Verschmutzungen zu entfernen, und tupfen Sie ihn vorsichtig trocken. Tragen Sie für eine optimale Wirkung der Behandlung ein Gesichtswasser, Serum oder eine Creme auf, um die Poren zu verkleinern und die Haut zu pflegen.

- Eine leichte Fleckenbildung und Rötung nach den Behandlungen ist völlig normal und sollte sich innerhalb von 24 Stunden legen. Bei einer effektiven Dermabrasionsbehandlung wird die äußere Hautschicht schonend entfernt. Dies kann zu leichten Beschwerden und Rötungen führen.
- Wenn unnormale Reaktionen wie Jucken, unangenehme Entzündungen oder Kratzer auftreten, verwenden Sie das Gerät ab sofort nicht mehr.

## 6.2 Aufsatz anbringen



- Stellen Sie vor dem Anbringen oder Wechseln des Aufsatzes sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.
  - Stellen Sie stets sicher, dass ein Filter und der Dichtring montiert sind. Informationen zum Wechseln finden Sie bei Bedarf im Kapitel „Filter wechseln“ oder „Dichtring wechseln“.
1. Bringen Sie den gewünschten Aufsatz (8 / 9 / 10 / 11) am Gerät an.
  2. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher dass der Aufsatz fest sitzt.

## 6.3 Betrieb im Auto-Modus

Der Auto-Modus ist nur für Gesichtsbehandlungen geeignet.

1. Drücken Sie die Power-Taste (5), um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Modus-Taste (3), um den „Auto-Modus“ auszuwählen.
3. Drücken Sie die Steuerungstasten (6), um die gewünschte Intensität auszuwählen. Stufe 1 ist die niedrigste Stufe, während Stufe 3 die höchste Stufe ist.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste (4), um mit der Behandlung zu beginnen.



- Behandeln Sie den auf dem LCD-Display angegebenen Gesichtsbereich. Auf dem LCD-Display wird zudem der Countdown für die Behandlungszeit der einzelnen Gesichtsbereiche angezeigt. Sobald die Zeit abgelaufen ist, hören Sie 2 Pieptöne.
- Wechseln Sie immer dann, wenn Sie 2 Pieptöne hören, zum nächsten Gesichtsbereich, der auf dem Display angezeigt wird, bis der Behandlungszyklus abgeschlossen ist.
- Während der Behandlung können Sie jederzeit die Start/Pause-Taste und anschließend die Steuerungstasten drücken, um zu einem anderen Gesichtsbereich zu wechseln.

#### 6.4 Betrieb im manuellen Modus

Der manuelle Modus ist sowohl für Gesichts- als auch für Körperbehandlungen geeignet. In diesem Modus können Sie Ihrem eigenen Behandlungssystem folgen. Sie werden weder über Behandlungszeiten informiert, noch erhalten Sie Anweisungen zum Gebrauch. Der Timer informiert Sie jedoch über die bereits abgelaufene Behandlungszeit.

1. Drücken Sie die Power-Taste **5**, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Modus-Taste **3**, um „Manuell“ auszuwählen.
3. Drücken Sie die Steuerungstasten **6**, um die gewünschte Intensität auszuwählen. Stufe 1 ist die niedrigste Stufe, während Stufe 3 die höchste Stufe ist.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste **4**, um mit der Behandlung zu beginnen.

## 7. Reinigung und Wartung

### HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder dem Wechseln von Ersatzteilen immer aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Tauchen Sie das Gerät oder die Teile nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

## 7.1 Gehäuse und Ladestation reinigen

1. Wischen Sie das Gerät (1) und die Ladestation (7) mit einem feuchten Tuch ab (vermeiden Sie den Kontakt mit dem Stift der Ladestation oder mit der Öffnung an der Unterseite des Geräts).
2. Wischen Sie das Gerät und die Ladestation mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.

## 7.2 Aufsatz reinigen

1. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch den Aufsatz (8 / 9 / 10 / 11) vom Gerät, und reinigen Sie die Innenseite vorsichtig mit der Bürste (16), um tote Hautzellen und Fremdkörper zu entfernen.
2. Wischen Sie die Außenseiten der Aufsätze gründlich mit einem feuchten Tuch ab.
3. Lassen Sie sie vollständig trocknen.

## 7.3 Filter wechseln

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte der Filter regelmäßig gewechselt werden. Stellen Sie immer sicher, dass der Filter eingesetzt ist, um zu verhindern, dass Partikel wie tote Hautzellen oder Fremdkörper in den Motor gelangen.

1. Entfernen Sie vorsichtig den Aufsatz (8 / 9 / 10 / 11), und entsorgen Sie den Filter (14).
2. Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Filter, und bringen Sie den Aufsatz wieder an.

## 7.4 Dichtring wechseln

Der Dichtring sollte nur gewechselt werden, wenn er beschädigt oder verschlissen ist. Stellen Sie immer sicher, dass der Dichtring montiert ist. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.

1. Entfernen Sie vorsichtig den Aufsatz (8 / 9 / 10 / 11), und entsorgen Sie den Dichtring (15).
2. Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Dichtring, und bringen Sie den Aufsatz wieder an.



## 8. Aufbewahrung

- Vor der Aufbewahrung im Beutel **17** müssen alle Teile vollständig trocken sein. Sie können auch die Ladestation **7** als Ständer für das Gerät verwenden.
- Wickeln Sie das USB-Kabel **13** nicht um das Gerät.

## 9. Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass der USB-Adapter sicher mit der Ladestation verbunden und seit mindestens einer Stunde an eine funktionstüchtige Steckdose angeschlossen ist. Das Batteriesymbol auf dem LCD-Display sollte angeben, dass das Gerät lädt. Wenn das Batteriesymbol nicht aufleuchtet, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Das Gerät saugt nicht mehr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie den Aufsatz sorgfältig auf Haarrisse, Löcher oder Lücken.</li> <li>• Entfernen Sie den Aufsatz, und stellen Sie sicher, dass der Dichtring montiert ist. Wenn Sie Risse feststellen oder der Dichtring fehlt, ersetzen Sie ihn durch einen Ersatzdichtring.</li> <li>• Entfernen Sie den Aufsatz, und stellen Sie sicher, dass der Filter montiert ist. Wenn Sie feststellen, dass der Filter verschlissen ist oder wenn viele tote Hautzellen und Fremdkörper vorhanden sind, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Filter.</li> <li>• Wenn sich das Problem durch diese Lösungen nicht beheben lässt, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.</li> </ul>

Der Aufsatz  
(8 / 9 /  
10) ist  
nicht grob  
genug.

Am Aufsatz sammeln sich mit der Zeit Hautzellen, sodass er sich sanfter anfühlt. Reinigen Sie den Aufsatz mit einem feuchten Tuch, damit keine Hautpartikel daran haften. Die Aufsätze sollten jährlich oder, falls sie verschlissen sind, öfter gewechselt werden. Ersatzaufsätze und Filter sind bei dem Händler erhältlich, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können sie auch direkt auf unserer Website unter [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) bestellen.

## 10. Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite unter: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das nächste Silk'n-Servicezentrum. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) als PDF herunterladen.

Service Nummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: [kundenservice@silkn.eu](mailto:kundenservice@silkn.eu)

## 11. Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserer Kundenservice Anweisungen einzuholen. Sie kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unsere Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

## 12. Entsorgung

### 12.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

## 12.2 Filter und Dichtring entsorgen

Entsorgen Sie gebrauchte oder defekte Filter und Dichtringe ihn entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

## 12.3 Gerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)  
WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE 17485055



**Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet,

**Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines**

**Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel abzugeben.**

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## 13. Technische Daten

Modell:	ND9002
Eingangsspannung:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Ausgangsspannung:	5 V DC, 0,5 A
Schutzklasse	
- Gerät:	III
- USB-Adapter:	II
Abmessungen (H × B × T)	
- Gerät:	183 × 51 × 48 mm
- Ladestation:	53,5 × 76,6 × 76,6 mm
Gewicht:	133,5 g

## USB-Steckernetzteil

DE

Modellnummer:	PS06H050K0500EU (EU)
Eingangsspannung:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Ausgangsspannung:	5 V === 0,5 A 2,5 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP20

<b>Veröffentlichte Daten</b>	<b>Wert und Genauigkeit</b>	<b>Einheit</b>
Name oder Marke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Modellkennzeichnung:	PS06H050K0500EU(EU)	
Eingangsspannung:	100–240	V
Eingangswechselstromfrequenz:	50/60	Hz
Ausgangsspannung:	5	V
Ausgangsstrom:	0,5	A
Ausgangsleistung:	2,5	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	68,19	%
Effizienz bei niedriger Last (10 %):	24,52	%
Stromverbrauch bei Nulllast:	0,1	W

## Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productivité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas  
www.silk'n.eu - info@silk'n.eu

# Table des matières

FR

<b>1.</b>	<b>Contenu de la livraison/pièces de l'appareil</b>	<b>39</b>
<b>2.</b>	<b>Informations générales</b>	<b>39</b>
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	39
2.2	Explication des symboles	39
<b>3.</b>	<b>Sécurité</b>	<b>40</b>
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	40
3.2	Consignes de sécurité	41
<b>4.</b>	<b>Vérifier l'appareil et le contenu de la livraison</b>	<b>45</b>
<b>5.</b>	<b>Charger</b>	<b>45</b>
<b>6.</b>	<b>Utilisation</b>	<b>46</b>
6.1	Conseils pour les soins	47
6.2	Fixer la pointe	48
6.3	Fonctionnement en mode auto	48
6.4	Fonctionnement en mode manuel	49
<b>7.</b>	<b>Nettoyage et entretien</b>	<b>49</b>
7.1	Nettoyer le boîtier et la station de recharge	49
7.2	Nettoyer la pointe	50
7.3	Remplacer le filtre	50
7.4	Remplacer la bague d'étanchéité	50
<b>8.</b>	<b>Rangement</b>	<b>50</b>
<b>9.</b>	<b>Pannes et solutions</b>	<b>51</b>
<b>10.</b>	<b>Service après-vente</b>	<b>52</b>
<b>11.</b>	<b>Informations sur la garantie</b>	<b>52</b>
<b>12.</b>	<b>Élimination</b>	<b>53</b>
12.1	Éliminer l'emballage	53
12.2	Éliminer le filtre et la bague d'étanchéité	53
12.3	Éliminer l'appareil	53
<b>13.</b>	<b>Données techniques</b>	<b>53</b>

## 1. Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1 Appareil                    | 10 Pointe de diamant Body |
| 2 Écran LCD                   | 11 Pointe de Massage      |
| 3 Touche Mode                 | 12 Adaptateur USB         |
| 4 Touche Démarrage/Pause      | 13 Câble USB              |
| 5 Touche Power                | 14 Filtre, 30×            |
| 6 Touches de commande         | 15 Bague d'étanchéité, 5× |
| 7 Support/station de recharge | 16 Brosse de nettoyage    |
| 8 Pointe de diamant Fine      | 17 Sac                    |
| 9 Pointe de diamant Regular   |                           |

## 2. Informations générales

### 2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de ce ReVit Prestige (appelé « appareil » ci-après). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Lisez le mode d'emploi attentivement, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Le non respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou dommages sur l'appareil.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi pour une consultation ultérieure. Si vous transmettez l'appareil à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

### 2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'appareil ou sur l'emballage.



#### **AVERTISSEMENT!**

Ce symbole/mot de signalisation désigne un danger avec un degré moyen de risque qui, s'il n'est pas évité, peut causer la mort ou de graves blessures.

# AVIS!

Ce mot de signalisation avertit de la possibilité de dommages matériels.

FR



Ce symbole de signalisation vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Déclaration de conformité : Les produits désignés par ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace Économique Européen.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les directives applicables du Royaume-Uni.



Ce symbole désigne des appareils électriques de la classe de protection 2 (adaptateur USB).



Ce symbole désigne des appareils électriques de la classe de protection 3 (appareil).



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le ménage (dans des espaces intérieurs secs).



N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou d'autres récipients remplis d'eau.

## 3. Sécurité

### 3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil est conçu exclusivement pour l'exfoliation de la peau, la stimulation de la croissance de nouvelles cellules saines et la stimulation de la circulation sanguine cutanée et pour assurer un teint plus lisse et plus frais. Il est exclusivement destiné à l'usage privé dans le ménage et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle.

N'utilisez l'appareil que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels et personnels.



Le fabricant ou le commerçant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

### 3.2 Consignes de sécurité

FR



## AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Ne branchez l'appareil que quand la tension réseau de la prise de courant correspond aux données indiquées sur l'adaptateur USB.
- Ne branchez l'adaptateur USB que sur une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir le couper rapidement du réseau électrique en cas de panne.
- Utilisez exclusivement les pièces fournies pour l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou si la station de recharge, l'adaptateur USB ou le câble USB est défectueux. Pour une réparation ou un remplacement, adressez-vous au fabricant ou service après-vente pour éviter tout risque.
- N'ouvrez pas le boîtier, laissez effectuer la réparation par des professionnels. Adressez-vous pour ceci à notre service après-vente. En cas de réparations à sa propre initiative, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte, toute prétention à la responsabilité et tout droit à la garantie sont exclus.
- Seules des pièces détachées correspondant à l'appareil d'origine pourront être utilisées lors de réparations. Dans cet appareil

se trouvent des pièces électriques et mécaniques qui sont indispensables pour la protection contre les sources de danger.

FR

- N'utilisez pas de pointes qui n'ont pas été indiquées par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la douche ou le bain. Ne placez pas l'appareil de manière à ce qu'il puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne plongez pas l'appareil ou toute pièce dans de l'eau ou autres liquides.
- Ne saisissez jamais un appareil électrique qui est tombé dans l'eau. Dans un tel cas de figure, retirez immédiatement l'adaptateur USB.
- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.
- Arrêtez toujours l'appareil et retirez l'adaptateur USB de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous remplacez des pièces, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne.
- Ne saisissez jamais l'adaptateur USB ou le câble USB avec les mains mouillées ou humides.
- Tenez éloigné l'appareil et toutes les pièces de sources de chaleur et de surfaces chaudes.
- Placez le câble USB de façon à ce qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne pliez pas le câble USB et ne le posez pas sur des bords coupants.
- N'utilisez l'appareil que dans des espaces intérieurs.

**⚠ AVERTISSEMENT ! DANGERS POUR DES ENFANTS ET PERSONNES AVEC DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES OU AYANT UN MANQUE D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCE.**

- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes de moins de 16 ans, personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu par cette personne des consignes sur l'utilisation sûre de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenez les enfants éloignés de l'appareil et de toutes les pièces. Les petites pièces peuvent entraîner un étouffement lorsqu'elles sont avalées ou respirées.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'emballage en plastique. Les enfants peuvent s'y retrouver pris et s'étouffer en jouant avec ceux-ci.

**⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE!**

- N'utilisez pas l'appareil sur la paupière, dans l'orbite, autour de zones comportant de l'acné inflammatoire ou dans des zones comportant des éruptions cutanées ou des plaies.

- N'utilisez pas l'appareil de manière concentrée sur une partie de la peau et ne passez pas l'appareil plus de 3 fois sur la même zone.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son utilisation.
- En cas de réactions anormales comme les démangeaisons, les inflammations désagréables ou rayures, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

### **Avant l'utilisation de l'appareil, consultez votre médecin si...**

- vous souffrez d'allergies, d'irritations cutanées ou d'affections cutanées,
- vous êtes enceinte,
- vous n'êtes pas certain que l'appareil vous convient.

### **AVIS! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT!**

- Placez l'appareil sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable. Ne placez pas l'appareil au bord de la surface.
- Manipulez l'appareil prudemment. Si vous faites tomber l'appareil, le boîtier ou le moteur peut être endommagé.
- Veillez à tout moment à ce qu'un filtre soit inséré pour éviter que des substances étrangères ne parviennent dans le moteur.
- N'utilisez plus l'appareil si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées. Remplacez uniquement les pièces endommagées par des pièces de rechange d'origine correspondantes.

- Ne placez ou ne rangez pas l'appareil dans des zones ou pièces humides.

#### 4. Vérifier l'appareil et le contenu de la livraison

### AVIS! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT!

- Si vous ouvrez l'emballage négligemment avec un couteau bien aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager rapidement l'appareil. Lors de l'ouverture, procédez avec précaution.
1. Sortez toutes les pièces de l'emballage.
  2. Vérifiez si la livraison est complète (voir **Fig. A**).
  3. Contrôlez si l'appareil ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas l'appareil. Adressez-vous à notre service après-vente.

#### 5. Charger

### AVERTISSEMENT! RISQUE DE BLESSURE!

- Ne chargez pas l'appareil pendant son utilisation ou lorsqu'il est humide. Avant de le charger, vérifiez s'il est sec.
- Chargez uniquement l'appareil avec la station de recharge fournie et avec l'adaptateur USB et le câble USB fournis.
- Chargez l'appareil à des températures entre 0 et 40 °C.
- Débranchez toujours l'appareil une fois chargé.



La charge complète de l'appareil prend env. 3 heures. Une fois que le chargement est terminé, un état de charge complet s'affiche sur l'écran LCD.

### Option 1 (branchement secteur):

1. Placez l'appareil **(1)** sur la station de recharge **(7)**. Pour ce faire, placez l'ouverture sur le dessous sur la broche de la station de recharge.
2. Branchez le câble USB **(13)** sur la station de recharge et raccordez le connecteur USB correspondant à l'adaptateur USB **(12)**.
3. Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.

### Option 2 (branchement USB):

1. Branchez le câble USB **(13)** sur la station de recharge **(7)** lorsque l'appareil est correctement placé dans cette dernière.
2. Raccordez le connecteur USB à une source de courant USB compatible.

## 6. Utilisation



- Avant la première utilisation, nettoyez toutes les parties de l'appareil comme indiqué dans le chapitre « Nettoyage et entretien ».
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le filtre, la bague d'étanchéité et la pointe souhaitée ont été installés correctement.
- Avant de traiter pour la première fois une zone de la peau, testez la tolérance cutanée sur une zone. En l'absence d'effets secondaires, commencez le soin.
- Débutez toujours sur le niveau d'aspiration minimal et traitez au maximum deux fois les différentes zones lors du premier soin ou jusqu'à ce que vous ayez trouvé le réglage de soin idéal.
- N'utilisez pas de produits de soin supplémentaires comme des huiles ou des baumes.
- Après 9 minutes de fonctionnement permanent, l'appareil s'arrête automatiquement. Il est recommandé de limiter la durée d'un soin du visage à 4 minutes maximum.
- En cas d'une faible capacité d'accu, l'appareil émet toutes les 30 secondes un avertissement sous forme de deux bips sonores et le symbole de la pile clignote sur l'écran LCD. Vous trouverez les informations concernant la charge de l'appareil au chapitre « Charger ».

## 6.1 Conseils pour les soins

- Utilisez l'appareil deux fois par semaine maximum. Limitez la durée de chaque soin du visage à 4 minutes maximum. Lors d'un soin corporel, passez l'appareil trois fois maximum sur les différentes zones.
- Choisissez une pointe adaptée pour votre soin :
  - Pointe de diamant Fine (8)** : c'est la pointe de soin plus fine pour les zones sensibles et difficilement accessibles du visage, par exemple des contours des yeux, le nez et la bouche.
  - Pointe de diamant Regular (9)** : c'est la pointe de soin standard pour tous les types de peau. Elle convient à l'élimination des cellules cutanées mortes et à la stimulation de la croissance de nouvelles cellules ainsi que de la circulation sanguine. Convient au visage et au cou.
  - Pointe de diamant Body (10)** : c'est la pointe de soin plus grande pour les parties du corps comme les bras et les jambes.
  - Pointe de Massage (11)** : pour masser la peau et stimuler la circulation sanguine. Convient à tous les types de peau.
- Avant d'utiliser l'appareil, lavez soigneusement votre visage ou la zone corporelle à traiter et tamponnez le ou la avec une serviette douce pour le/la sécher. L'appareil est utilisé sur la peau nue.
- Déplacez doucement la pointe sur la peau. Effectuez des mouvements brefs et réguliers ce faisant. Lors d'un soin du visage, suivez les instructions suivantes :
  - Joues**: Passez l'appareil de l'intérieur vers l'extérieur.
  - Nez**: Passez l'appareil tout le long du nez vers le bas.
  - Menton**: Passez l'appareil tout le long de la mâchoire vers le bas.
  - Front**: Passez l'appareil des deux côtés du milieu vers l'extérieur.
  - Zone oculaire**: Passez l'appareil entre les yeux et les oreilles vers l'extérieur. Ne glissez pas directement sur la zone sous les yeux ou sur les paupières et restez en dehors de l'orbite.
  - Cou**: Passez l'appareil vers le bas.
- Après le soin, lavez la zone traitée à l'eau froide pour éliminer les saletés résiduelles et tapotez-la doucement pour la sécher. Pour une efficacité optimale du soin, appliquez une eau de visage, un sérum ou une crème pour réduire la taille des pores et soigner la peau.
- L'apparition de petites taches et rougeurs après les soins est tout à fait normale, ces dernières devraient disparaître dans les

24 heures qui suivent. En cas de soin dermabrasion efficace, la couche cutanée extérieure est éliminée en douceur. Ceci peut entraîner des troubles et rougeurs légers.

FR

- En cas de réactions anormales comme les démangeaisons, les inflammations désagréables ou rayures, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

## 6.2 Fixer la pointe



- Avant la fixation ou le changement de la pointe, assurez-vous que l'appareil est arrêté et débranché de l'alimentation électrique.
- Assurez-vous toujours qu'un filtre et que la bague d'étanchéité sont montés. Vous trouverez, en cas de besoin, les informations sur le remplacement au chapitre « Remplacer le filtre » ou « Remplacer la bague d'étanchéité ».

1. Fixez la pointe souhaitée (8 / 9 / 10 / 11) sur l'appareil.
2. Avant l'utilisation, assurez-vous que la pointe est correctement fixée.

## 6.3 Fonctionnement en mode auto

Le mode auto convient seulement aux soins du visage.

1. Appuyez sur la touche Power (5) pour mettre en marche l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Mode (3) pour sélectionner le « Mode auto ».
3. Appuyez sur les touches de commande (6) pour sélectionner l'intensité souhaitée. Le niveau 1 est le niveau le plus bas, tandis que le niveau 3 est le niveau le plus élevé.
4. Appuyez sur la touche Start/Pause (4) pour commencer le soin.



- Traitez la zone du visage indiquée sur l'écran LCD. L'écran LCD indique également le compte à rebours pour la durée de soin des différentes zones du visage. Dès que le temps s'est écoulé, vous entendez 2 bips sonores.
- Passez toujours à la zone du visage suivante indiquée sur l'écran au moment où vous entendez 2 bips sonores, jusqu'à ce que le cycle de soin est terminé.
- Pendant le soin, vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche Start/Pause puis sur les touches de commande pour passer à une autre zone du visage.



## 6.4 Fonctionnement en mode manuel

Le mode manuel convient à la fois aux soins du visage et aux soins corporels. Dans ce mode, vous pouvez suivre votre propre système de soins. Vous n'êtes ni informé des durées de soins ni ne recevez des instructions quant à l'utilisation. Le minuteur vous informe néanmoins sur le temps de soins déjà écoulé.

1. Appuyez sur la touche Power **5** pour mettre en marche l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Mode **3** pour sélectionner « Manuel ».
3. Appuyez sur les touches de commande **6** pour sélectionner l'intensité souhaitée. Le niveau 1 est le niveau le plus bas, tandis que le niveau 3 est le niveau le plus élevé.
4. Appuyez sur la touche Start/Pause **4** pour commencer le soin.

## 7. Nettoyage et entretien

### AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Arrêtez toujours l'appareil avant le nettoyage ou le remplacement de pièces de rechange et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Ne plongez jamais l'appareil ou les pièces dans de l'eau ou d'autres liquides. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.

### 7.1 Nettoyer le boîtier et la station de recharge

1. Essuyez l'appareil **1** et la station de recharge **7** avec un chiffon humide (évitiez le contact avec la broche de la station de recharge ou avec l'ouverture sur le dessous de l'appareil).
2. Séchez complètement l'appareil et la station de recharge avec un chiffon sec.

## 7.2 Nettoyer la pointe

1. Après chaque utilisation, retirez la pointe (8 / 9 / 10 / 11) de l'appareil et nettoyez doucement la partie intérieure avec la brosse 16 afin d'éliminer les cellules mortes de la peau et les corps étrangers.
2. Essayez soigneusement les parties extérieures des pointes avec un chiffon humide.
3. Laissez-les sécher complètement.

## 7.3 Remplacer le filtre

Pour obtenir des résultats optimaux, le filtre doit être remplacé régulièrement. Assurez-vous toujours que le filtre est monté afin d'éviter que les particules comme les cellules mortes de la peau ou des corps étrangers ne pénètrent dans le moteur.

1. Retirez doucement la pointe (8 / 9 / 10 / 11) et éliminez le filtre 14.
2. Remplacez-le par un nouveau filtre et remettez la pointe.

## 7.4 Remplacer la bague d'étanchéité

La bague d'étanchéité doit seulement être remplacée si elle est endommagée ou usée. Assurez-vous toujours que la bague d'étanchéité est montée. Si ce n'est pas le cas, l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

1. Retirez doucement la pointe (8 / 9 / 10 / 11) et éliminez la bague d'étanchéité 15.
2. Remplacez-la par une nouvelle bague d'étanchéité et remettez la pointe.

## 8. Rangement

- Avant leur rangement dans le sac 17, toutes les pièces doivent être complètement sèches. Vous pouvez également utiliser la station de recharge 7 comme support pour l'appareil.
- N'embobinez pas le câble USB 13 autour de l'appareil.

## 9. Pannes et solutions

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineurs que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service après-vente. Ne réparez pas vous-même l'appareil.

Panne	Cause possible et solution
L'appareil ne peut pas être mis en marche.	Assurez-vous que l'adaptateur USB est correctement branché sur la station de recharge et qu'il est branché sur une prise de courant fonctionnelle depuis au moins une heure. Le symbole de la pile sur l'écran LCD devrait indiquer que l'appareil est en train d'être chargé. Si le symbole de la pile ne s'allume pas, adressez-vous à notre service après-vente.
L'appareil n'aspire plus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez soigneusement la pointe pour microfissures, trous ou failles.</li> <li>• Retirez la pointe et assurez-vous que la bague d'étanchéité est montée. Si vous constatez des fissures ou si la bague d'étanchéité manque, remplacez-la par une bague d'étanchéité de recharge.</li> <li>• Retirez la pointe et assurez-vous que le filtre est monté. Si vous constatez que le filtre est usé ou qu'il y a de nombreuses cellules mortes de la peau et de nombreux corps étrangers, remplacez-le par un nouveau filtre.</li> <li>• Si le problème ne peut pas être résolu avec ces solutions, adressez-vous à notre service après-vente.</li> </ul>

La pointe (8 / 9 / 10) n'est pas assez grossière.

Avec le temps, des cellules cutanées se déposent sur la pointe si bien qu'elle semble plus douce. Nettoyez la pointe avec un chiffon humide pour éviter le dépôt des particules cutanées. Les pointes doivent être remplacées une fois par an ou, s'ils sont usés, plus souvent. Les pointes de rechange et les filtres sont disponibles auprès du commerçant chez qui vous avez acheté l'appareil. Vous pouvez également les commander directement sur notre site Web sur [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 10. Service après-vente

Pour tout complément d'information sur les produits Silk'n, allez sur votre site Web Silk'n régional sur : [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Si l'appareil est endommagé ou défectueux, doit être réparé ou si vous avez besoin de notre aide, veuillez vous adresser au centre de services Silk'n proche de chez vous. Vous pouvez également télécharger ce mode d'emploi sous forme de PDF depuis [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

### France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : [serviceconsommateurfr@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu)

### Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : [serviceconsommateurbe@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu)

## 11. Informations sur la garantie

Conformément aux règles et lois européennes, ce produit a une garantie de 2 ans. L'étendue de la garantie pour ce produit est limitée aux défauts techniques suite à des processus de fabrication erronés. Si vous souhaitez faire usage de la garantie, veuillez vous adresser à notre service après-vente pour obtenir des instructions. Celui-ci sera peut-être à même de résoudre votre problème, sans que le produit ne doive être renvoyé au magasin ou à notre centre de services. Notre service après-vente est à votre entière disposition !

## 12. Élimination

### 12.1 Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

FR

### 12.2 Éliminer le filtre et la bague d'étanchéité

Éliminez les filtres et les bagues d'étanchéité usés ou défectueux selon les dispositions de votre région/département ou pays.

### 12.3 Éliminer l'appareil

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



**Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !**

Si un jour, l'appareil ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.** Ceci

permet de garantir que les appareils usagés sont recyclés correctement et d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici. électriques portent le symbole présenté ici.

## 13. Données techniques

Modèle:	ND9002
Tension d'entrée:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Tension de sortie:	5 V DC, 0,5 A
Classe de protection	
- Appareil:	III
- Adaptateur USB:	II
Dimensions (H × L × P)	
- Appareil:	183 × 51 × 48 mm
- Station de recharge:	53,5 × 76,6 × 76,6 mm
Poids:	133,5 g

## Bloc d'alimentation USB

Numéro de modèle :	PS06H050K0500EU (EU)
Tension d'entrée :	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Tension de sortie :	5 V === 0,5 A 2,5 W
Classe de protection :	II
Type de protection :	IP20

FR

Données publiées	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque commerciale du fabricant, N° de registre du commerce et adresse :	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Identification du modèle :	PS06H050K0500EU(EU)	
Tension d'entrée :	100–240	V
Fréquence de la tension d'entrée alternative :	50/60	Hz
Tension de sortie :	5	V
Courant de sortie :	0,5	A
Puissance de sortie :	2,5	W
Efficacité moyenne en usage :	68,19	%
Efficacité à faible charge (10 %) :	24,52	%
Consommation électrique à vide :	0,1	W

## Juridische kennisgeving

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silk'n Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland  
www.silkn.eu - info@silkn.eu

# Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat</b>	<b>57</b>
<b>2.</b>	<b>Algemene informatie</b>	<b>57</b>
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	57
2.2	Verklaring van symbolen	57
<b>3.</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>58</b>
3.1	Reglementair gebruik	58
3.2	Veiligheidsinstructies	59
<b>4.</b>	<b>Apparaat en verpakkingsinhoud controleren</b>	<b>63</b>
<b>5.</b>	<b>Laden</b>	<b>63</b>
<b>6.</b>	<b>Bediening</b>	<b>64</b>
6.1	Behandeltips	65
6.2	Behandeltip bevestigen	66
6.3	Bediening in de auto-modus	66
6.4	Bediening in de manuele modus	67
<b>7.</b>	<b>Reiniging en onderhoud</b>	<b>67</b>
7.1	Behuizing en oplaadstation reinigen	68
7.2	Behandeltip reinigen	68
7.3	Filter vervangen	68
7.4	Dichtingsring vervangen	68
<b>8.</b>	<b>Bewaring</b>	<b>68</b>
<b>9.</b>	<b>Fouten opsporen</b>	<b>69</b>
<b>10.</b>	<b>Customer service</b>	<b>70</b>
<b>11.</b>	<b>Warranty</b>	<b>70</b>
<b>12.</b>	<b>Verwijdering</b>	<b>70</b>
12.1	Verpakking verwijderen	70
12.2	Filter en dichtingsring verwijderen	70
12.3	Apparaat afvoeren	71
<b>13.</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>71</b>



# 1. Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

- |   |                                  |    |   |
|---|----------------------------------|----|---|
| 1 | Apparaat                         | 10 | Diamanten behandeltpip voor het lichaam |
| 2 | LCD-display                      | 11 | Massage behandeltpip                    |
| 3 | Modus-knop                       | 12 | USB-adapter                             |
| 4 | Start/Pauze-knop                 | 13 | USB-kabel                               |
| 5 | Power-knop                       | 14 | Filter, 30×                             |
| 6 | Bedieningsknoppen                | 15 | Dichtingsring, 5×                       |
| 7 | Houder/oplaadstation             | 16 | Reinigingsborstel                       |
| 8 | Fijne diamanten behandeltpip     | 17 | Opbergetui                              |
| 9 | Standaard diamanten behandeltpip |    |   |

## 2. Algemene informatie

### 2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing behoort bij deze ReVit Prestige (hierna "apparaat" genoemd). Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing en vooral de veiligheidsinstructies alvorens het apparaat te gebruiken. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het apparaat.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het apparaat aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

### 2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat of op de verpakking.

#### WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

## LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Conformiteitsverklaring: producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke voorschriften uit het Verenigd Koninkrijk.



Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van de veiligheidsklasse 2 (USB-adapter).



Dit symbool kenmerkt elektrische apparaten van de veiligheidsklasse 3 (apparaat).



Met dit symbool gemarkeerde apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in huishouden (in droge binnenruimtes).



Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, lavabo's of andere met water gevulde reservoirs.

## 3. Veiligheid

### 3.1 Reglementair gebruik

Het apparaat is uitsluitend ontworpen om de huid te scrubben, de groei van gezonde nieuwe cellen te stimuleren en de bloedsomloop in de huid te stimuleren, voor een gladdere en frissere teint. Het is alleen bestemd voor thuisgebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden.

Gebruik het apparaat alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet regulier en kan leiden tot materiële schade of lichamelijke letsels. De fabrikant of handelaar is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet regulier of oneigenlijk gebruik.

### 3.2 Veiligheidsinstructies

#### **WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!**

- Sluit het apparaat slechts aan, als de netspanning van het stopcontact overeenstemt met wat op de USB-adapter is vermeld.
- Sluit de USB-adapter uitsluitend aan op een goed bereikbaar stopcontact zodat u hem bij een storing snel van het stroomnet kunt loskoppelen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde onderdelen.
- Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd of als het oplaadstation, de USB-adapter of de USB-kabel defect zijn. Richt u voor de reparatie of een vervanging tot de fabrikant of de klantenservice, zodat risico's worden vermeden.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Richt u daarvoor tot onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening zijn we niet verantwoordelijk en kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke gegevens van het apparaat. In dit apparaat bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.

- Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Gebruik het apparaat niet als u een douche of een bad neemt. Plaats het apparaat zodanig dat dit niet in een badkuip of een lavabo kan vallen.
- Dompel het apparaat of onderdelen niet in water of andere vloeistoffen onder.
- Grijp nooit naar een elektrisch apparaat als het in water is gevallen. Koppel in dat geval meteen de USB-adapter los.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de USB-adapter uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt, wanneer u onderdelen verwisselt, schoonmaakt of als er een storing is.
- Raak de USB-adapter of de USB-kabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Houd het apparaat en alle onderdelen weg van open vuur en hete oppervlakken.
- Plaats de USB-kabel zodanig dat men er niet overheen kan struikelen.
- Knik de USB-kabel niet en leg deze niet over scherpe randen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis.



**WAARSCHUWING! GEVAREN VOOR KINDEREN EN PERSONEN MET VERMINDERDE FYSIEKE, SENSORISCHE OF MENTALE VAARDIGHEDEN OF EEN GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS.**

- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen jonger dan 16 jaar of personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die instaat voor hun veiligheid of door deze persoon over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnformeerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Bewaar het apparaat en alle onderdelen buiten het bereik van kinderen. Kleine onderdelen kunnen leiden tot verstikking, als ze worden ingeslikt of ingeademd.
- Zorg ervoor dat kinderen niet spelen met de plastic verpakking. Ze kunnen er bij het spelen verstrikt in raken en stikken.

 **WAARSCHUWING!**  
**VERWONDINGSGEVAAR!**

- Gebruik het apparaat niet op het ooglid, in de oogkas, rond plaatsen met inflammatoire acne of op plaatsen met uitslag of wonden.
- Gebruik het apparaat niet geconcentreerd op een stuk huid en beweeg het apparaat niet meer dan 3 keer over dezelfde plaats.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter als het in gebruik is.

- Als abnormale reacties zoals jeuk, onaangename ontstekingen of schrammen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.

NL

## **Raadpleeg uw arts voordat u het apparaat gebruikt indien...**

- u lijdt aan allergieën, huidirritatie of huidaandoeningen,
- u zwanger bent,
- u niet zeker bent of het apparaat voor u geschikt is.

## **LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!**

- Plaats het apparaat op een goed bereikbaar, effen, droog, hittebestendig en voldoende stabiel oppervlak. Plaats het apparaat niet aan de rand van het oppervlak.
- Behandel het apparaat met zorg. Als u het apparaat laat vallen, kan dit de behuizing of de motor beschadigen.
- Zorg er altijd voor dat een filter wordt geplaatst om te voorkomen dat vuil de motor binnendringt.
- Gebruik het apparaat niet meer als er onderdelen zijn gebarsten, gebroken of vervormd. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend door passende originele vervangstukken.
- Plaats of berg het apparaat niet op, op vochtige plaatsen of in vochtige ruimtes.

## 4. Apparaat en verpakkinginhoud controleren

### LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, dan kan het apparaat snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.
1. Neem alle onderdelen uit de verpakking.
  2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
  3. Controleer of het apparaat en de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het apparaat dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

## 5. Laden

### WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Laad het apparaat niet op als het in gebruik of vochtig is. Zorg er voor het laden voor dat het apparaat droog is.
- Laad het apparaat uitsluitend op met het meegeleverde oplaadstation en de meegeleverde USB-adapter en USB-kabel.
- Laad het apparaat op bij een temperatuur tussen 0 en 40 °C.
- Koppel het apparaat steeds los als het laadproces is beëindigd.



Het duurt ca. 3 uur voordat het apparaat volledig is opgeladen. Als het laadproces is beëindigd, wordt op het LCD-display een volledige laadstatus weergegeven.

### Optie 1 (via netaansluiting):

1. Plaats het apparaat **1** op het oplaadstation **7** door de opening aan de onderkant van het apparaat op de pin van het oplaadstation te plaatsen.
2. Sluit de USB-kabel **13** aan op het oplaadstation en verbind zijn USB-stekker met de USB-adapter **12**.
3. Steek de USB-adapter in een stopcontact.

### Optie 2 (via USB-aansluiting):

1. Sluit de USB-kabel **13** aan op het oplaadstation **7** als het apparaat er naar behoren is ingeplaatst.
2. Verbind de USB-stekker met een compatibele USB-stroombron.

## 6. Bediening



- Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het apparaat, zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".
- Wees er zeker van dat de filter, dichtingsring en de gewenste behandeltpip naar behoren worden geplaatst, voordat u de behandeling begint.
- Voer een huidverdraagzaamheidstest uit op een klein plekje op de huid voordat u een behandelgebied gaat behandelen. Start met de behandeling als er geen neveneffecten optreden.
- Begin steeds op de laagste zuigstand en haal het apparaat tijdens de eerste behandeling, of tot u de ideale behandelinstelling hebt gevonden, niet meer dan 2 keer over een bepaald gebied.
- Gebruik geen extra behandelingsproducten zoals olie of een zalf.
- Na een continue werking van 9 minuten wordt het apparaat vanzelf uitgeschakeld. Het is aan te bevelen de duur van de gezichtsbehandeling te beperken tot maximaal 4 minuten.
- Bij een laag accuvermogen geeft het apparaat in een 30-seconden-tempo een waarschuwing in de vorm van 2 pieptonen, en het batterijsymbool op het LCD-display knippert. Informatie over het laden van het apparaat vindt u in het hoofdstuk "Laden".



## 6.1 Behandel tips

- Gebruik het apparaat maximaal 2 keer per week. Beperk de duur van de gezichtsbehandeling tot telkens maximaal 4 minuten. Haal het apparaat bij een lichaamsbehandeling maximaal 3 keer over de verschillende gebieden.
- Kies een geschikte behandel tip voor uw behandeling:
  - Fijne diamanten behandel tip 8**: dit is de fijnere behandel tip voor de gevoelige en moeilijk toegankelijke plaatsen van het gezicht, zoals de zone rond de ogen, de neus en de mond.
  - Standaard diamanten behandel tip 9**: dit is de standaard behandel tip, geschikt voor alle huidtypes. Het verwijdert dode huidcellen, stimuleert de groei van nieuwe cellen en stimuleert de bloedsomloop. Geschikt voor gezicht en hals.
  - Diamanten behandel tip voor het lichaam 10**: dit is de grotere behandel tip voor lichaamsdelen zoals armen en benen.
  - Massage behandel tip 11**: voor het masseren van de huid en het stimuleren van de bloedsomloop. Geschikt voor alle huidtypes.
- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u uw gezicht of het te behandelen lichaamsdeel grondig te wassen en het met een zachte handdoek droog te deppen. Het apparaat moet toegepast worden op de blote huid.
- Beweeg de behandel tip in korte en gelijkmatige bewegingen voorzichtig over de huid. Volg de onderstaande instructies bij een gezichtsbehandeling:
  - Wangen**: beweeg het apparaat van binnen naar buiten.
  - Neus**: beweeg het apparaat van boven naar beneden, over de hele neus.
  - Kin**: beweeg het apparaat langs de kaak naar beneden.
  - Voorhoofd**: beweeg het apparaat van het midden naar buiten, aan beide zijden.
  - Zone rond de ogen**: beweeg het apparaat in het gebied tussen de ogen en de oren naar beneden. Strijk niet direct over de zone onder de ogen of op de oogleden en blijf buiten het bereik van de oogholte.
  - Hals**: Beweeg het apparaat naar beneden.
- Was na de behandeling het behandelde gebied met koud water om achtergebleven vuil te verwijderen en dep het voorzichtig droog. Gebruik voor een optimaal behandel effect een toner, serum of crème om de poriën te verkleinen en de huid te verzorgen.

- Een lichte vlekvorming en roodheid na de behandelingen zijn volkomen normaal en zouden binnen 24 uur moeten verdwijnen. Bij een effectieve dermabrasiebehandeling wordt de buitenste huidlaag voorzichtig verwijderd. Dit kan leiden tot licht ongemak en roodheid.
- Als abnormale reacties zoals jeuk, onaangename ontstekingen of schrammen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.

## 6.2 Behandel-tip bevestigen



- Wees zeker voor de bevestiging of vervanging van de behandel-tip dat het apparaat uitgeschakeld is en losgekoppeld is van de voeding.
  - Zorg er steeds voor dat een filter en de dichtingsring zijn gemonteerd. Informatie over de vervanging vindt u indien nodig in het hoofdstuk "Filter vervangen" of "Dichtingsring vervangen".
1. Bevestig de gewenste behandel-tip (8 / 9 / 10 / 11) op het apparaat.
  2. Zorg ervoor dat de behandel-tip stevig vast zit voordat u het apparaat gebruikt.

## 6.3 Bedienung in de auto-modus

De auto-modus is alleen geschikt voor gezichtsbehandelingen.

1. Druk op de power-knop (5), om het apparaat in te schakelen.
2. Druk op de modus-knop (3), om de "Auto-modus" te selecteren.
3. Druk op de bedieningsknoppen (6), om de gewenste intensiteit te selecteren. Stand 1 is het laagste niveau, terwijl stand 3 het hoogste is.
4. Druk op de start/pauze-knop (4), om te starten met de behandeling.



- Behandel het gezichtsgebied dat op het LCD-display wordt aangetoond. Op het LCD-display verschijnt bovendien de aftelling voor de behandel-tijd van de afzonderlijke behandelingsgebieden. Zodra de tijd is afgelopen, hoort u 2 pieptonen.
- Ga steeds naar het volgende gezichtsgebied, dat op het display verschijnt als u 2 pieptonen hoort. Dit doet u tot de behandelcyclus is beëindigd.



- Tijdens de behandeling kunt u op elk moment op de start/pauze-knop en vervolgens op de bedieningsknoppen drukken om over te schakelen naar een ander gedeelte van het gezicht.

## 6.4 Bediening in de manuele modus

De manuele modus is geschikt voor zowel gezichts- als lichaamsbehandelingen. In deze modus kunt u uw eigen behandelingschema volgen. U wordt niet geïnformeerd over behandelingsstijden en krijgt ook geen aanwijzingen over het gebruik. De timer informeert u echter wel over de behandelingsduur die al verstreken is.

1. Druk op de power-knop **5**, om het apparaat in te schakelen.
2. Druk op de modus-knop **3**, om "Manual" te selecteren.
3. Druk op de bedieningsknoppen **6**, om de gewenste intensiteit te selecteren. Stand 1 is het laagste niveau, terwijl stand 3 het hoogste is.
4. Druk op de start/pauze-knop **4**, om te starten met de behandeling.

## 7. Reiniging en onderhoud

### LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Schakel het apparaat steeds uit voordat u het reinigt of onderdelen vervangt en koppel het los van het elektriciteitsnet.
- Dompel het apparaat of de onderdelen niet in water of andere vloeistoffen onder. Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing belanden.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen, en ook geen scherpe of metaalachtige reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.

## 7.1 Behuizing en oplaadstation reinigen

1. Veeg het apparaat (1) en het oplaadstation (7) af met een vochtige doek (vermijd het contact met de pin van het oplaadstation of met de opening aan de onderzijde van het apparaat).
2. Veeg het apparaat en het oplaadstation volledig droog met een droge doek.

## 7.2 Behandeltip reinigen

1. Verwijder na elk gebruik de behandeltip (8 / 9 / 10 / 11) van het apparaat en reinig de binnenkant voorzichtig met de borstel (16) om dode huidcellen en vuil te verwijderen.
2. Veeg de buitenkant van de accessoires grondig af met een vochtige doek.
3. Laat ze volledig drogen.

## 7.3 Filter vervangen

Om optimale resultaten te bereiken, moet de filter regelmatig worden vervangen. Zorg er steeds voor dat de filter is geplaatst om te verhinderen dat deeltjes zoals dode huidcellen of vuil in de motor belanden.

1. Verwijder voorzichtig de behandeltip (8 / 9 / 10 / 11) en voer de filter (14) af.
2. Vervang deze door een nieuwe filter en plaats de behandeltip weer op het apparaat.

## 7.4 Dichtingsring vervangen

De dichtingsring mag alleen worden vervangen als deze beschadigd of versleten is. Zorg ervoor dat de dichtingsring altijd gemonteerd is, anders functioneert het apparaat niet naar behoren.

1. Verwijder voorzichtig de behandeltip (8 / 9 / 10 / 11) en voer de dichtingsring (15) af.
2. Vervang deze door een nieuwe dichtingsring en plaats de behandeltip opnieuw op het apparaat.

## 8. Bewaring

- Alle onderdelen moeten helemaal droog zijn voordat ze worden opgeborgen in de opbergetui. U kunt ook het oplaadstation (17) als houder voor het apparaat gebruiken.
- Wikkel de USB-kabel (13) niet om het apparaat.

## 9. Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het apparaat niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	Zorg ervoor dat de USB-adapter naar behoren is verbonden met het oplaadstation en minstens een uur op een operationeel stopcontact is aangesloten. Het batterijsymbool op het LCD-display moet aangeven dat het apparaat wordt opgeladen. Als het batterijsymbool niet oplicht, dient u zich tot onze klantenservice te wenden.
Het apparaat zuigt niet meer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de behandeltpip zorgvuldig op fijne barstjes, gaten of openingen.</li> <li>• Verwijder de behandeltpip en zorg ervoor dat de dichtingsring gemonteerd is. Als u barstjes vaststelt of de dichtingsring ontbreekt, dient u deze door een andere dichtingsring te vervangen.</li> <li>• Verwijder de behandeltpip en zorg ervoor dat de filter gemonteerd is. Als u vaststelt dat de filter versleten is of als vele dode huidcellen en vuil aanwezig zijn, vervang deze dan door een nieuwe filter.</li> <li>• Kan het probleem niet worden verholpen door deze oplossingen, richt u dan tot onze klantenservice.</li> </ul>
De behandeltpip (8) / (9) / (10) is niet grof genoeg.	Op den duur blijven er dode huidcellen achter op de behandeltpip waardoor het zachter aanvoelt. Reinig de behandeltpip met een vochtige doek zodat er geen huiddeeltjes achterblijven. De behandeltpips moeten jaarlijks of, indien ze versleten zijn, vaker worden vervangen. Vervangaccessoires en filters zijn verkrijgbaar bij de handelaar bij wie u het apparaat hebt gekocht. U kunt ook direct op onze website <a href="http://www.silkn.eu">www.silkn.eu</a> een bestelling plaatsen.

## 10. Customer service

Meer informatie over de producten van Silk'n vindt u op uw regionale Silk'n-website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Wanneer het apparaat beschadigd of defect is, een reparatie nodig heeft of als u onze hulp wenst, richt u dan tot het Silk'n-servicecentrum in uw buurt. U kunt deze gebruiksaanwijzing ook als pdf downloaden op [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

### Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: [klantenservicenl@silkn.eu](mailto:klantenservicenl@silkn.eu)

### België

Servicenummer: 0800-29316

Email: [serviceconsommateurbe@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu)

## 11. Warranty

Dit product wordt gedekt door een garantie van 2 jaar volgens de Europese regels en wetten. De omvang van de garantie op dit product wordt beperkt tot technische fouten die werden veroorzaakt door foutieve productieprocessen. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, dient u contact op te nemen met onze klantenservice voor instructies. Zij kunnen uw probleem misschien oplossen zonder dat het product naar de winkel of ons servicecentrum moet worden teruggestuurd. Onze klantenservice helpt u graag verder!

## 12. Verwijdering

### 12.1 Verpakking verwijderen



Verwijder de verpakking bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

### 12.2 Filter en dichtingsring verwijderen

Voer gebruikte of defecte filters en dichtingsringen af volgens de in uw deelstaat of land geldende bepalingen.

## 12.3 Apparaat afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



### **Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!**

Als het apparaat ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u het volgens de in uw deelstaat of land geldende bepalingen af te voeren.** Zo wordt

gegarandeerd dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

## 13. Technische gegevens

Model:	ND9002
Ingaande spanning:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Uitgaande spanning:	5 V DC, 0,5 A
Veiligheidsklasse	
- Apparaat:	III
- USB-adapter:	II
Dimension (L × B × D)	
- Apparaat:	183 × 51 × 48 mm
- Oplaadstation:	53,5 × 76,6 × 76,6 mm
Weight:	133,5 g

### **USB-voedingsadapter**

Modelnummer:	PS06H050K0500EU (EU)
Ingaande spanning:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Uitgaande spanning:	5 V === 0,5 A 2,5 W
Veiligheidsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP20

<b>Gepubliceerde gegevens</b>	<b>Waarde en nauwkeurigheid</b>	<b>Eenheid</b>
Naam of merk van de fabrikant, handelsregister-nummer en adres:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Modelaanduiding:	PS06H050K0500EU(EU)	
Ingangsspanning:	100–240	V
Ingangswisselstroomfrequentie:	50/60	Hz
Uitgangsspanning:	5	V
Uitgangsstroom:	0,5	A
Uitgangsvermogen:	2,5	W
Gemiddelde efficiëntie tijdens het gebruik:	68,19	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %):	24,52	%
Stroomverbruik bij nullast:	0,1	W



Derechos de autor 2023 © Silkn Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

## Aviso legal

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silkn Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silkn Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos  
www.silkn.eu - info@silkn.eu

# Índice

ES

<b>1.</b>	<b>Volumen de suministro/partes del equipo</b>	<b>75</b>
<b>2.</b>	<b>Información general</b>	<b>75</b>
2.1	Leer y guardar este manual del usuario	75
2.2	Explicación de símbolos	75
<b>3.</b>	<b>Seguridad</b>	<b>76</b>
3.1	Uso apropiado	76
3.2	Indicaciones de seguridad	77
<b>4.</b>	<b>Comprobación del equipo y del volumen de suministro</b>	<b>80</b>
<b>5.</b>	<b>Carga</b>	<b>81</b>
<b>6.</b>	<b>Manejo</b>	<b>82</b>
6.1	Consejos para el tratamiento	82
6.2	Montaje de accesorios	84
6.3	Funcionamiento en modo automático	84
6.4	Funcionamiento en modo manual	84
<b>7.</b>	<b>Limpieza y mantenimiento</b>	<b>85</b>
7.1	Limpieza de la carcasa y de la estación de carga	85
7.2	Limpieza del accesorio	85
7.3	Cambio de filtro	86
7.4	Cambio de junta anular	86
<b>8.</b>	<b>Almacenamiento</b>	<b>86</b>
<b>9.</b>	<b>Búsqueda de fallos</b>	<b>86</b>
<b>10.</b>	<b>Servicio de atención al cliente</b>	<b>87</b>
<b>11.</b>	<b>Información sobre la garantía</b>	<b>88</b>
<b>12.</b>	<b>Eliminación</b>	<b>88</b>
12.1	Eliminación del embalaje	88
12.2	Eliminación del filtro y de la junta anular	88
12.3	Eliminación del equipo	88
<b>13.</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>89</b>

## 1. Volumen de suministro/partes del equipo

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Equipo                       | 10 Accesorio de diamante corporal |
| 2 Pantalla LCD                 | 11 Accesorio masajeador           |
| 3 Botón de modo                | 12 Adaptador USB                  |
| 4 Botón de inicio/pausa        | 13 Cable USB                      |
| 5 Botón Power                  | 14 Filtro, 30×                    |
| 6 Botones de control           | 15 Junta anular, 5×               |
| 7 Soporte/estación de carga    | 16 Cepillo de limpieza            |
| 8 Accesorio de diamante fino   | 17 Bolsa                          |
| 9 Accesorio de diamante normal |                                   |

## 2. Información general

### 2.1 Leer y guardar este manual del usuario



Este manual del usuario pertenece a este ReVit Prestige (en adelante, el "equipo"). Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el uso.

Lea detenidamente el manual del usuario, especialmente las indicaciones de seguridad, antes de usar el equipo. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el equipo.

El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea. Para el extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país.

Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el equipo a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

### 2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el equipo o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.



Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

## ¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.

ES



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Declaración de conformidad: Los productos marcados con este símbolo cumplen todas las normativas aplicables en el Reino Unido.



Este símbolo identifica equipos eléctricos del grado de protección 2 (adaptador USB).



Este símbolo identifica equipos eléctricos del grado de protección 3 (equipo).



Los equipos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



No use el equipo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes llenos de agua.

## 3. Seguridad

### 3.1 Uso apropiado

El equipo está concebido exclusivamente para el peeling de la piel, la estimulación del crecimiento de células nuevas sanas y de la circulación sanguínea en la piel, y procura un cutis más brillante y fresco. Solo está concebido para uso privado en el hogar, y no es apto para el ámbito industrial.

Utilice únicamente el equipo de la forma como se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales.

El fabricante o vendedor no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

### 3.2 Indicaciones de seguridad

## ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Conecte el equipo solo cuando el voltaje de la toma de corriente coincida con los datos en el adaptador USB.
- Conecte el adaptador USB solo a una toma de corriente de fácil acceso, para que, en caso de incidente, pueda desenchufarse rápidamente.
- Para el equipo, utilice únicamente las piezas suministradas.
- No emplee el equipo si está dañado, o si la estación de carga, el adaptador USB o el cable USB están defectuosos. Para su reparación o sustitución, diríjase al fabricante o al servicio de atención al cliente con el fin de evitar riesgos.
- No abra la carcasa, sino deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con nuestro servicio de atención al cliente. Si se realizan reparaciones en forma independiente, se conecta en forma inadecuada o se utiliza incorrectamente, se perderá todo derecho a garantía.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este equipo contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.

- No utilice accesorios que no estén indicados por el fabricante.
- No use el equipo al ducharse o bañarse. No coloque el equipo de forma que pueda caerse en la bañera o en el lavabo.
- No sumerja el equipo ni las piezas en el agua o en otros líquidos.
- Nunca agarre un equipo eléctrico si se ha caído al agua. En tal caso, tire inmediatamente del adaptador USB.
- No inserte objetos en la carcasa.
- Apague el equipo siempre, y extraiga el adaptador USB de la toma de corriente cuando no lo use, cambie las piezas, lo limpie o haya una avería.
- Nunca toque el adaptador USB o el cable USB con las manos mojadas o húmedas.
- Mantenga el equipo y todas las piezas lejos de fuego abierto y superficies calientes.
- Tienda el cable USB de forma que no pueda provocar tropiezos.
- No doble el cable USB, ni lo coloque encima de bordes afilados.
- Utilice el equipo solo en interiores.

**⚠ ¡ADVERTENCIA! PELIGRO PARA NIÑOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, O CON FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS.**

- El equipo no está previsto para que lo usen las personas menores de 16 años o con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o que les haya mostrado cómo usar el equipo de forma segura. Los niños no pueden jugar con el equipo. La limpieza del equipo y el mantenimiento de usuario no deben realizarse por niños desatendidos.
- Mantenga el equipo y todas las piezas lejos del alcance de los niños. Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia cuando se ingieren o inhalan.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el embalaje de plástico. Si no, es posible que se enreden en la misma y se asfixien.

 **¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!**

- No utilice el equipo sobre el párpado, en la cuenca ocular, alrededor de zonas con acné inflamable o en zonas con erupciones o heridas.
- No emplee el equipo de forma intensiva sobre un punto de la piel, ni lo pase más de tres veces por el mismo punto.
- Nunca deje de vigilar el equipo durante su funcionamiento.
- Si aparecen reacciones inesperadas como

picor, inflamación incómoda o arañazos, deje de usar el equipo de inmediato.

### **Antes de usar el equipo, diríjase a su médico si...**

- sufre alergias, irritación cutánea o enfermedades de la piel,
- está embarazada,
- no está seguro de que el equipo sea adecuado para usted.

ES

### **¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!**

- Coloque el equipo sobre una superficie de fácil acceso, plana, seca y con estabilidad adecuada. No deposite el equipo en el borde de una superficie.
- Manipule el equipo con cuidado. Si se cae el equipo, se pueden dañar la carcasa o el motor.
- Asegúrese siempre de que haya un filtro montado para evitar que entren objetos extraños en el motor.
- Deje de utilizar el equipo si hay piezas rajadas, rotas o deformadas. Los componentes dañados solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales consiguientes.
- No coloque ni guarde el equipo en espacios o salas húmedas.

### **4. Comprobación del equipo y del volumen de suministro**

### **¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!**

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto afilado, se



puede dañar rápido el equipo. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.


1. Saque todas las piezas del embalaje.
2. Compruebe si el suministro está completo (véase la **fig. A**).
3. Revise si el equipo o los componentes presentan daños. En tal caso, no utilice el equipo. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

ES

## 5. Carga

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- No cargue el equipo mientras se usa o si está húmedo. Antes de la carga, asegúrese de que esté seco.
- Cargue el equipo solo con la estación de carga suministrada, y el adaptador USB y cable USB adjuntos.
- Cargue el equipo a temperaturas entre 0 y 40 °C.
- Desenchufe el equipo siempre tras finalizar el proceso de carga.

 La carga completa del equipo tarda unas 3 horas. Una vez finalizado el proceso de carga, la pantalla LCD muestra el estado de carga completo.

#### Opción I (por conexión de red):

1. Coloque el equipo **1** sobre la estación de carga **7** con la abertura de la parte inferior dispuesta sobre la clavija de la estación de carga.
2. Conecte el cable USB **13** a la estación de carga, y el conector USB pertinente al adaptador USB **12**.
3. Inserte el adaptador USB en una toma de corriente.

## Opción 2 (por conexión USB):

1. Conecte el cable USB (13) a la estación de carga (7), mientras el equipo esté bien conectado a esta.
2. Enchufe el conector USB a una fuente de corriente USB compatible.

ES

## 6. Manejo



- Antes del primer uso, limpie todos los componentes del equipo como se describe en el capítulo "Limpieza y mantenimiento".
- Antes de uso, asegúrese de que el filtro, la junta anular y el accesorio deseado estén bien montados.
- Antes de tratar una zona de la piel por primera vez, efectúe una prueba de tolerancia cutánea en un punto. Si no aparecen efectos adversos, comience el tratamiento.
- Empiece siempre con el nivel de aspiración más bajo, y trate las diferentes zonas 2 veces como máximo en el primer tratamiento o hasta encontrar el ajuste de tratamiento ideal.
- No emplee productos de tratamiento adicionales como aceites o ungüentos.
- Tras 9 minutos de funcionamiento continuo, el equipo se apaga por sí solo. Se recomienda limitar la duración del tratamiento facial a 4 minutos como máximo.
- Cuando el acumulador está en un nivel bajo, el equipo emite una advertencia en forma de 2 pitidos cada 30 segundos, y el símbolo de la batería parpadea en la pantalla LCD. En el capítulo "Carga" tiene información sobre la carga del equipo.

### 6.1 Consejos para el tratamiento

- Use el equipo 2 veces como máximo a la semana. Limite la duración del tratamiento facial a 4 minutos como máximo. Pase el equipo 3 veces como máximo por cada punto durante un tratamiento corporal.
- Seleccione el accesorio adecuado para el tratamiento:  
**Accesorio de diamante fino (8)**: se trata del accesorio de tratamiento más fino para áreas delicadas y de difícil acceso del rostro, como zona ocular, nariz y boca.

**Accesorio de diamante normal (9)**: es el accesorio de tratamiento estándar para todos los tipos de piel, y está indicado para eliminar las células muertas de la piel, y para estimular el crecimiento celular y la circulación sanguínea. Apto para rostro y cuello.

**Accesorio de diamante corporal (10)**: es el accesorio de diamante más grande para partes del cuerpo como brazos y piernas.

**Accesorio masajeador (11)**: para masajear la piel y estimular la circulación sanguínea. Apto para todos los tipos de pieles.

- Antes de utilizar el equipo, lávese bien la cara o la parte del cuerpo tratada, y séquela con una toalla suave mediante toques ligeros. El equipo se dispone sobre la piel desnuda.
- Pase el accesorio con cuidado sobre la piel mediante movimientos cortos y uniformes. Siga las siguientes indicaciones al tratar el rostro:

**Mejillas:** Mueva el equipo de dentro hacia fuera.

**Nariz:** Mueva el equipo sobre toda la nariz hacia abajo.

**Mentón:** Mueva el equipo a lo largo de la zona de la mandíbula hacia abajo.

**Frente:** Mueva el equipo por ambos lados, del centro hacia fuera.

**Zona de los ojos:** Mueva el equipo entre los ojos y las orejas hacia fuera. No lo pase directamente sobre la zona bajo los ojos o sobre los párpados, y manténgase fuera de las cuencas oculares.

**Cuello:** Mueva el equipo hacia abajo.

- Al finalizar, lave la zona tratada con agua fría para eliminar restos de impurezas y séquela con toques suaves. Para un efecto óptimo del tratamiento, aplique tónico, suero o crema con el fin de reducir los poros y cuidar la piel.
- Tras el tratamiento, es totalmente normal que aparezcan manchas leves y enrojecimiento, que deberían desaparecer en 24 horas. En un tratamiento efectivo de dermabrasión, se elimina la capa epidérmica exterior de forma respetuosa. En este caso, se pueden producir pequeñas molestias y enrojecimientos.
- Si aparecen reacciones inesperadas como picor, inflamación incómoda o arañazos, deje de usar el equipo de inmediato.

## 6.2 Montaje de accesorios



- Antes del montaje o sustitución del accesorio, asegúrese de que el equipo esté apagado y desconectado del suministro de corriente.
- Cerciórese siempre de que estén montados un filtro y la junta anular. En el capítulo “Cambio de filtro” o “Cambio de junta anular”, tiene información sobre el cambio.

1. Monte el accesorio deseado (8 / 9 / 10 / 11) en el equipo.
2. Antes de su uso, asegúrese de que el accesorio esté bien montado.

## 6.3 Funcionamiento en modo automático

El modo automático está indicado solo para tratamientos faciales.

1. Presione el botón Power (5) para encender el equipo.
2. Presione el botón de modo (3) para seleccionar el “modo automático”.
3. Presione los botones de control (6) para seleccionar la intensidad deseada. El nivel 1 es el más bajo, mientras que el 3 es el superior.
4. Presione el botón de inicio/pausa (4) para comenzar el tratamiento.



- Trate la zona del rostro indicada en la pantalla LCD. En la pantalla LCD se indica además la cuenta atrás del tiempo de tratamiento para cada zona de la cara. Cuando vence el tiempo, suenan 2 pitidos.
- Siempre que escuche 2 pitidos, cambie a la siguiente zona del rostro que se muestra en la pantalla hasta finalizar el ciclo del tratamiento.
- Durante el tratamiento, puede presionar en cualquier momento el botón de inicio/pausa y, a continuación, los botones de control para cambiar a otra zona de la cara.

## 6.4 Funcionamiento en modo manual

El modo manual está indicado para tratamientos faciales y corporales. En este modo, puede seguir su propio sistema de tratamiento. No se le informará de los tiempos de tratamiento ni recibirá indicaciones de uso. Sin embargo, el temporizador sí le informará del tiempo de tratamiento ya transcurrido.

1. Presione el botón Power **5** para encender el equipo.
2. Presione el botón de modo **3** para seleccionar "manual".
3. Presione los botones de control **6** para seleccionar la intensidad deseada. El nivel 1 es el más bajo, mientras que el 3 es el superior.
4. Presione el botón de inicio/pausa **4** para comenzar el tratamiento.

## 7. Limpieza y mantenimiento

### ¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Antes de la limpieza o de la sustitución por piezas de repuesto, apague siempre el equipo y desenchúfelo del suministro eléctrico.
- Nunca sumerja el equipo ni las piezas en el agua o en otros líquidos. Cerciórese de que no entren agua ni otros líquidos en la carcasa.
- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal o nylon y objetos de limpieza afilados o metálicos, como cuchillos, espátulas duras y similares.

#### 7.1 Limpieza de la carcasa y de la estación de carga

1. Pase un paño húmedo por el equipo **1** y la estación de carga **7** (evite el contacto con la clavija de la estación de carga o con la abertura de la parte inferior del equipo).
2. Seque el equipo y la estación de carga por completo con un paño seco.

#### 7.2 Limpieza del accesorio

1. Tras cada uso, retire el accesorio (**8** / **9** / **10** / **11**) del equipo, y limpie el interior con cuidado utilizando el cepillo **16** para retirar las células muertas de la piel y los elementos extraños.
2. Pase un paño húmedo por la parte exterior de los accesorios para limpiarlos bien.
3. Deje que se sequen del todo.

### 7.3 Cambio de filtro

Para optimizar los resultados, se debería cambiar el filtro periódicamente. Asegúrese siempre de que el filtro esté montado para evitar que entren en el motor partículas como células muertas de la piel o elementos extraños.

1. Con cuidado, retire el accesorio (8 / 9 / 10 / 11), y deseche el filtro (14).
2. Sustitúyalo por un filtro nuevo y vuelva a montar el accesorio.

### 7.4 Cambio de junta anular

La junta anular debería cambiarse solo cuando esté dañada o gastada. Cerciórese siempre de que la junta anular esté montada. De lo contrario, el equipo no funcionará bien.

1. Con cuidado, retire el accesorio (8 / 9 / 10 / 11), y deseche la junta anular (15).
2. Sustitúyala por una junta anular nueva y vuelva a montar el accesorio.

## 8. Almacenamiento

- Antes de guardarlas en la bolsa (17), todas las piezas deben estar totalmente secas. También puede emplear la estación de carga (7) como soporte para el equipo.
- No enrolle el cable USB (13) alrededor del equipo.

## 9. Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el equipo por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El equipo no puede encenderse.	Asegúrese de que el adaptador USB esté bien conectado a la estación de carga y esta, a su vez, a una toma de corriente que funcione bien desde una hora antes como mínimo. El símbolo de la batería en la pantalla LCD debería indicar que el equipo se está cargando. Si el símbolo de la batería no se ilumina, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente.

<p>El equipo no aspira más.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise con cuidado si el accesorio presenta rajaduras, orificios o huecos.</li> <li>• Retire el accesorio y asegúrese de que la junta anular esté montada. Si detecta fisuras o falta la junta anular, sustitúyala por una de repuesto.</li> <li>• Retire el accesorio y asegúrese de que el filtro esté montado. Si determina que está gastado o si hay muchas células muertas de la piel y elementos extraños, sustituya el filtro por uno nuevo.</li> <li>• Si no pudiera solucionar el problema con estas soluciones, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente.</li> </ul>
<p>El accesorio (8 / 9 / 10) no es suficientemente tosco.</p>	<p>En el accesorio se acumulan células de la piel con el tiempo de forma que se siente más suave. Limpie el accesorio con un paño húmedo para que no se adhieran partículas cutáneas. Los accesorios se deberían cambiar cada año o más a menudo si se desgastan. Los accesorios de repuesto y los filtros están disponibles a través del distribuidor donde adquirió el equipo. También puede solicitarlos directamente en nuestro sitio web en <a href="http://www.silkn.eu">www.silkn.eu</a>.</p>

## 10. Servicio de atención al cliente

Tiene más información sobre los productos de Silk'n en el sitio web regional de Silk'n en [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Si el equipo está dañado o defectuoso, si necesita una reparación o nuestra ayuda, diríjase al centro de servicio técnico de Silk'n más cercano. También puede descargar el manual de usuario como PDF en [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Número de servicio: 900 823 302

Email: [servicioalcliente@silkn.eu](mailto:servicioalcliente@silkn.eu)

## 11. Información sobre la garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y la legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto se limita a defectos técnicos causados por fallos en los procesos de producción. Si quiere hacer servir la garantía, infórmese a través de nuestro servicio de atención al cliente.

Quizá puedan solucionar su problema sin que tenga que enviar el producto a la tienda o a nuestro centro de servicio técnico. ¡Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle!

## 12. Eliminación

### 12.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

### 12.2 Eliminación del filtro y de la junta anular

Elimine los filtros y juntas anulares gastados o defectuosos conforme a las disposiciones vigentes en su país o región.

### 12.3 Eliminación del equipo

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida separada de materiales.)



**¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!**

Quando el equipo no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región**. Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.



### 13. Datos técnicos

Modelo:	ND9002
Tensión de entrada:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Tensión de salida:	5 V DC, 0,5 A
Grado de protección	
- Equipo:	III
- Adaptador USB:	II
Dimensiones (alto × ancho × profundo)	
- Equipo:	183 × 51 × 48 mm
- Estación de carga:	53,5 × 76,6 × 76,6 mm
Peso:	133,5 g

**ES**

#### Adaptador de corriente USB

Número de modelo:	PS06H050K0500EU (EU)
Tensión de entrada:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Tensión de salida:	5 V === 0,5 A 2,5 W
Grado de protección:	II
Clase de protección:	IP20

Datos publicados	Valor y precisión	Unidad
Nombre o marca del fabricante, número de registro mercantil y dirección:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Identificación de modelo:	PS06H050K0500EU(EU)	
Tensión de entrada:	100–240	V
Frecuencia de corriente alterna de entrada:	50/60	Hz
Tensión de salida:	5	V

<b>Datos publicados</b>	<b>Valor y precisión</b>	<b>Unidad</b>
Corriente de salida:	0,5	A
Potencia de salida:	2,5	W
Eficiencia media durante el funcionamiento:	68,19	%
Eficiencia con carga baja (10 %):	24,52	%
Consumo eléctrico con carga nula:	0,1	W

## **Aviso legal**

Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

PT

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silkn Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silkn Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silkn e o logotipo Silkn são marcas registadas da Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

# Conteúdo

<b>1.</b>	<b>Volume de fornecimento/peças do aparelho</b>	<b>93</b>
<b>2.</b>	<b>Informações gerais</b>	<b>93</b>
2.1	Ler e guardar o manual de instruções	93
2.2	Explicação dos símbolos	93
<b>3.</b>	<b>Segurança</b>	<b>94</b>
3.1	Uso previsto	94
3.2	Indicações de segurança	95
<b>4.</b>	<b>Verificar o aparelho e o volume de fornecimento</b>	<b>99</b>
<b>5.</b>	<b>Carregar</b>	<b>99</b>
<b>6.</b>	<b>Comando</b>	<b>100</b>
6.1	Dicas de tratamento	101
6.2	Colocar o acessório	102
6.3	Operação no modo automático	102
6.4	Operação no modo manual	103
<b>7.</b>	<b>Limpeza e manutenção</b>	<b>103</b>
7.1	Limpar a carcaça e a estação de carga	103
7.2	Limpar o acessório	104
7.3	Troca do filtro	104
7.4	Troca do anel de vedação	104
<b>8.</b>	<b>Armazenamento</b>	<b>104</b>
<b>9.</b>	<b>Solução de problemas</b>	<b>104</b>
<b>10.</b>	<b>Serviço de assistência ao cliente</b>	<b>106</b>
<b>11.</b>	<b>Informações sobre a garantia</b>	<b>106</b>
<b>12.</b>	<b>Eliminação</b>	<b>106</b>
12.1	Eliminação da embalagem	106
12.2	Eliminação do filtro e do anel de vedação	106
12.3	Eliminação do aparelho	107
<b>13.</b>	<b>Dados técnicos</b>	<b>107</b>

# 1. Volume de fornecimento/peças do aparelho

- 1 Aparelho
- 2 Display LCD
- 3 Botão Modo
- 4 Botão Partida / Pausa
- 5 Botão Liga / Desliga
- 6 Botões de comando
- 7 Suporte / Estação de carga
- 8 Acessório diamantado fino
- 9 Acessório diamantado normal
- 10 Acessório diamantado para o corpo
- 11 Acessório de massagem
- 12 Adaptador USB
- 13 Cabo USB
- 14 Filtro, 30×
- 15 Anel de vedação, 5×
- 16 Escova de limpeza
- 17 Saco

## 2. Informações gerais

### 2.1 Ler e guardar o manual de instruções



Este manual de instruções pertence a este ReVít Prestige (doravante denominado "aparelho"). Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e o uso.

Leia, atentamente, o manual de instruções, especialmente as indicações de segurança, antes de usar o aparelho.

O não-cumprimento deste manual de instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao aparelho.

O manual de instruções é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. Devem ser observadas as diretivas e leis específicas de cada país no exterior.

Guarde o manual de instruções para uso posterior. Se o aparelho for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

### 2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e termos de sinalização são usados neste manual de instruções, no aparelho ou na embalagem.

## ATENÇÃO!

Este símbolo/termo de sinalização indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

## AVISO!

Este termo de sinalização indica possíveis danos materiais.



Este símbolo de sinalização fornece informações adicionais úteis sobre o manuseio e o uso.



Declaração de conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Declaração de Conformidade: Os produtos marcados com este símbolo cumprem todas as normas aplicáveis no Reino Unido.



Este símbolo identifica aparelhos elétricos de classe de proteção 2 (adaptador USB).



Este símbolo identifica aparelhos elétricos da classe de proteção 3 (aparelho).



Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em áreas interiores secas).



Não use o aparelho perto de banheiras, duchas, pias ou outros recipientes cheios de água.

## 3. Segurança

### 3.1 Uso previsto

O aparelho é, exclusivamente, projetado para esfoliar a pele, estimulando o crescimento de novas células saudáveis e estimulando a circulação sanguínea na pele para uma pele mais suave e fresca. É destinado apenas a uso doméstico e não é apropriado para uso comercial. Use o aparelho apenas conforme descrito neste manual de instruções. Qualquer outro uso é considerado impróprio e pode resultar em danos à propriedade ou danos pessoais.

O fabricante ou o revendedor não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por uso incorreto ou impróprio.

### 3.2 Indicações de segurança

## ATENÇÃO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Conecte apenas o aparelho se a tensão de rede do soquete concordar com os dados no adaptador USB.
- Conecte o adaptador USB apenas a uma tomada de fácil acesso, para que ele possa ser desconectado rapidamente da rede elétrica em caso de falha.
- O aparelho só deve ser usado com as peças fornecidas.
- Não use o aparelho se estiver danificado ou se a estação de carga, o adaptador USB ou o cabo USB estiverem com defeito. Entre em contacto com o fabricante ou com o serviço de assistência ao cliente se houver necessidade de reparo ou substituição, para evitar riscos.
- Não abrir a carcaça, mas permita que especialistas executem a reparação. Para tal, entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente. Reparos realizados por conta própria, conexões incorretas ou uso incorreto anulam o direito a reclamações de responsabilidade e de garantia.
- Para as reparações só devem ser utilizadas

peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Neste aparelho encontram-se peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra perigos.

- Não use acessórios que não tenham sido especificados pelo fabricante.
- Não use o aparelho durante o banho ou durante o duche. Não posicione o aparelho de modo que ele possa cair numa banheira ou pia.
- Não mergulhe o aparelho nem quaisquer partes dele em água ou outros líquidos.
- Nunca toque em um aparelho elétrico, se ele tiver caído na água. Nesse caso, desconecte o adaptador USB imediatamente.
- Não insira objetos na carcaça.
- Sempre desligue o aparelho e desconecte o adaptador USB da tomada quando não estiver a usá-lo, ao mudar as peças, ao limpá-lo ou em caso de um mau funcionamento.
- Nunca toque no adaptador USB ou no cabo USB com as mãos molhadas ou húmidas.
- Mantenha o aparelho e todas as peças longe de chamas abertas e de superfícies quentes.
- Instale o cabo USB de modo que ele não se torne um risco de tropeço.
- Não dobre o cabo USB e não o coloque sobre bordas afiadas.
- Utilize o aparelho apenas no interior de recintos.



## **! ATENÇÃO! PERIGOS PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM HABILIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS OU COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO.**

- O aparelho não é destinado a pessoas menores de 16 anos ou pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionados por uma pessoa responsável por sua segurança ou se foram instruídas por ela quanto ao uso seguro do aparelho. Não permita que crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e todas as peças longe de crianças. Peças pequenas podem causar asfixia se ingeridas ou inaladas.
- Certifique-se de que as crianças não brinquem com a embalagem de plástico. Elas podem se emaranhar e sufocar durante a brincadeira.

## **! ATENÇÃO! PERIGO DE LESÃO!**

- Não use o aparelho na pálpebra, na cavidade do olho, em áreas com acne inflamatória, ou em áreas com erupção ou feridas.
- Não use o aparelho concentradamente sobre uma área da pele e não conduza o aparelho mais de 3 vezes sobre o mesmo local.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a operação.

- Se ocorrerem reações anormais, tais como comichão, inflamações ou arranhões desagradáveis, pare de usar o aparelho imediatamente.

### **Consulte o seu médico antes de usar o aparelho se...**

PT

- sofrer de alergias, irritação da pele ou de doenças da pele,
- estiver grávida,
- não tiver certeza de que o aparelho é adequado para si.

### **AVISO! PERIGO DE DANOS!**

- Coloque o aparelho sobre uma superfície facilmente acessível, nivelada, seca e suficientemente estável. Não posicione o aparelho perto da borda da superfície.
- Trate o aparelho com cuidado. Se deixar o aparelho cair, é possível que a carcaça e o motor sejam danificados.
- Certifique-se sempre de que esteja colocado um filtro, para evitar que substâncias estranhas entrem no motor.
- Pare de usar o aparelho se existirem peças rachadas, quebradas ou deformadas. Só substitua as peças danificadas por peças de reposição originais apropriadas.
- Não coloque nem guarde o aparelho em áreas ou salas húmidas.

## 4. Verificar o aparelho e o volume de fornecimento

### AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Se abrir, descuidadamente, a embalagem com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o aparelho poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir.
1. Remova todas as peças da embalagem.
  2. Verifique se o volume de fornecimento está completo (vide **fig. A**).
  3. Verifique se o aparelho ou os componentes individuais apresentam defeitos. Se este for o caso, não use o aparelho. Para tal, entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

## 5. Carregar

### ATENÇÃO! PERIGO DE LESÃO!

- Não carregue o aparelho enquanto ele estiver sendo usado ou quando ele estiver húmido. Certifique-se de que ele esteja seco antes do carregamento.
- O aparelho só deve ser carregado com a estação de carga e com o adaptador USB e o cabo USB fornecidos.
- Carregue o aparelho a temperaturas entre 0 e 40 °C.
- Sempre desconecte o aparelho após a conclusão do processo de carga.



O carregamento completo do aparelho leva cerca de 3 horas. Quando o carregamento estiver completo, o display LCD exhibe um status de carga total.

### Opção 1 (via conexão de rede):

1. Coloque o aparelho **1** na estação de carga **7**, colocando a abertura na parte inferior sobre o pino da estação de carga.
2. Conecte o cabo USB **13** à estação de carga e conecte a respectiva ficha USB ao adaptador USB **12**.
3. Conecte o adaptador USB a uma tomada elétrica.

### Opção 2 (via conexão USB):

1. Conecte o cabo USB **13** à estação de carga **7**, enquanto o aparelho estiver corretamente inserido nele.
2. Conecte a ficha USB a uma fonte de alimentação USB compatível.

## 6. Comando



- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as partes do aparelho conforme descrito no capítulo "Limpeza e manutenção".
- Antes de usar, verifique se o filtro, o anel de vedação e o acessório desejado estão devidamente instalados.
- Antes de tratar uma área da pele pela primeira vez, faça um teste de tolerância de pele num ponto. Se não ocorrerem efeitos colaterais, comece o tratamento.
- Sempre comece com o menor nível de sucção e trate as áreas individuais no primeiro tratamento, ou até determinar o ajuste de tratamento ideal, no máximo 2 vezes.
- Não use produtos de tratamento adicionais, tais como óleos ou pomadas.
- Após 9 minutos de operação contínua, o aparelho desliga-se automaticamente. Recomenda-se limitar a duração de um tratamento facial até um máximo de 4 minutos.
- Quando a bateria está fraca, o aparelho emite um aviso em forma de 2 bips a cada 30 segundos, e o símbolo de bateria pisca no display LCD. Informações sobre o carregamento do aparelho se encontram no capítulo "Carregar".

## 6.1 Dicas de tratamento

- Use o aparelho no máximo 2 vezes por semana. Limite a duração do tratamento facial até um máximo de 4 minutos, respectivamente. Durante um tratamento corporal, conduza o aparelho pelos lugares individuais no máximo 3 vezes.
- Escolha um acessório adequado para o seu tratamento:
  - Acessório diamantado fino (8)**: este é o acessório de tratamento mais fino, para as áreas delicadas e de difícil acesso, tais como a área dos olhos, o nariz e a boca.
  - Acessório diamantado normal (9)**: este é o acessório de tratamento padrão para todos os tipos de pele e é útil para a remoção de células mortas da pele e para o estímulo do crescimento celular novo e da circulação sanguínea. Adequado para rosto e pescoço.
  - Acessório diamantado para o corpo (10)**: este é o maior acessório diamantado para partes do corpo como braços e pernas.
  - Acessório de massagem (11)**: para massagear a pele e estimular a circulação sanguínea. Adequado para todos os tipos de pele.
- Antes de usar o aparelho, lave bem sua face ou parte do corpo a ser tratada e seque-a com uma toalha macia sem esfregar. O aparelho é aplicado à pele nua.
- Mova cuidadosamente o acessório sobre a pele com movimentos curtos e regulares. Siga as instruções abaixo para um tratamento facial:
  - Bochechas**: Conduza o aparelho de dentro para fora.
  - Nariz**: Conduza o aparelho por todo o nariz para baixo.
  - Queixo**: Conduza o aparelho para baixo, ao longo da mandíbula.
  - Testa**: Conduza o aparelho do centro para fora, em ambos os lados.
  - Área ao redor dos olhos**: Conduza o aparelho entre os olhos e as orelhas, para fora. Não passe, diretamente, sobre a área sob os olhos nem sobre as pálpebras, e permaneça fora da cavidade do olho.
  - Pescoço**: Conduza o aparelho para baixo.
- Após o tratamento, lave a área tratada com água fria para remover os detritos remanescentes e seque com cuidado, sem esfregar. Para um efeito ideal, aplique uma loção, um soro ou creme para reduzir os poros e tratar a pele.

- Uma leve coloração e vermelhidão após os tratamentos é completamente normal e deveria desaparecer dentro de 24 horas. Num efetivo tratamento dermoabrasivo, a camada externa da pele é suavemente removida. Isso pode levar a um leve desconforto e vermelhidão.
- Se ocorrerem reações anormais, tais como comichão, inflamações ou arranhões desagradáveis, pare de usar o aparelho imediatamente.

## 6.2 Colocar o acessório

- i** • Antes de colocar o acessório, certifique-se de que o aparelho esteja desligado e desconectado da fonte de alimentação.
  - Certifique-se sempre de que estejam montados um filtro e o anel de vedação. Se necessário, se pode encontrar informações sobre como mudá-los no capítulo “Troca do filtro” ou “Troca do anel de vedação”.
1. Coloque o acessório desejado (8 / 9 / 10 / 11) no aparelho.
  2. Verifique se o acessório está firme antes de usar.

## 6.3 Operação no modo automático

O modo automático é apropriado apenas para tratamentos faciais.

1. Pressione o botão Liga / Desliga (5) para ligar o aparelho.
2. Pressione o botão Modo (3) para selecionar o “Modo automático”.
3. Pressione os botões de comando (6) para selecionar a intensidade desejada. O nível 1 é o nível mais baixo, enquanto que o nível 3 é o nível mais alto.
4. Pressione o botão Partida / Pausa (4) para iniciar o tratamento.

- i** • Trate a área do rosto indicada no display LCD. O display LCD também exibe a contagem regressiva para o tempo de tratamento de cada área facial. Assim que o tempo esgotar, ouvirá 2 sinais acústicos.
- Sempre que ouvir 2 sinais acústicos, mude para a próxima área do rosto exibida no display, até o ciclo de tratamento terminar.
- Durante o tratamento poderá pressionar o botão Partida / Pausa sempre que desejar e, em seguida, pressionar os botões de comando para mudar para uma outra área do rosto.

## 6.4 Operação no modo manual

O modo manual é adequado para tratamentos faciais e corporais. Neste modo, se pode seguir seu próprio sistema de tratamento. Neste não será informado sobre os tempos de tratamento nem receberá instruções de uso. No entanto, o temporizador informa sobre o tempo de tratamento já expirado.

1. Pressione o botão Liga / Desliga **5** para ligar o aparelho.
2. Pressione o botão Modo **3** para selecionar "Manual".
3. Pressione os botões de comando **6** para selecionar a intensidade desejada. O nível 1 é o nível mais baixo, enquanto que o nível 3 é o nível mais alto.
4. Pressione o botão Partida / Pausa **4** para iniciar o tratamento.

## 7. Limpeza e manutenção

### AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Sempre desligue o aparelho e desconecte-o da fonte de alimentação antes de limpar ou trocar peças sobressalentes.
- Nunca mergulhe o aparelho ou peças em água ou outros líquidos. Certifique-se de que nem água nem outros líquidos entrem na carcaça.
- Não use produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas metálicas ou de nylon, ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e similares.

### 7.1 Limpar a carcaça e a estação de carga

1. Limpe o aparelho **1** e a estação de carga **7** com um pano húmido (evite o contacto com o pino da estação de carga ou com a abertura na parte inferior do aparelho).
2. Limpe e seque o aparelho e a estação de carga, completamente, com um pano seco.

## 7.2 Limpar o acessório

1. Após cada uso, retire o acessório (8 / 9 / 10 / 11) do aparelho e limpe cuidadosamente o interior com a escova 16 para remover células mortas da pele e objetos estranhos.
2. Limpe bem o exterior dos acessórios com um pano húmido.
3. Deixe secar completamente.

## 7.3 Troca do filtro

PT

Para obter os melhores resultados, o filtro deve ser trocado regularmente. Certifique-se sempre de que o filtro esteja inserido para evitar que partículas como células mortas da pele ou corpos estranhos entrem no motor.

1. Remova, cuidadosamente, o acessório (8 / 9 / 10 / 11), e descarte o filtro 14.
2. Substitua-o por um novo filtro e recoloque o acessório.

## 7.4 Troca do anel de vedação

O anel de vedação só deve ser substituído se estiver danificado ou desgastado. Certifique-se sempre de que o anel de vedação está montado. Caso contrário, o aparelho não funcionará corretamente.

1. Remova, cuidadosamente, o acessório (8 / 9 / 10 / 11), e descarte o anel de vedação 15.
2. Substitua-o por um novo anel de vedação e recoloque o acessório.

## 8. Armazenamento

- Antes de guardar no saco 17, todas as peças devem estar completamente secas. Também se pode usar a estação de carga 7 como suporte para o aparelho.
- Não enrole o cabo USB 13 em volta do aparelho.

## 9. Solução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenos erros que se pode consertar pessoalmente. Siga as instruções na tabela a seguir. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o aparelho pessoalmente.



<b>Falha</b>	<b>Possível causa e solução</b>
O aparelho não liga.	Certifique-se de que o adaptador USB está firmemente conectado à estação de carga e que esteja conectado a uma tomada elétrica funcional durante mais de uma hora. O símbolo da bateria no display LCD deve indicar que o aparelho está carregando. Se o símbolo da bateria não acender, entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.
O aparelho não suga mais.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique cuidadosamente o acessório quanto a rachaduras, furos ou lacunas.</li><li>• Remova o acessório e verifique se o anel de vedação está montado. Se encontrar alguma fissura ou se o anel de vedação estiver faltando, substitua-o por um anel de vedação sobressalente.</li><li>• Remova o acessório e verifique se o filtro está montado. Se achar que o filtro está gasto ou se houverem muitas células e detritos de pele, substitua-o por um novo filtro.</li><li>• Se essas soluções não resolverem o problema, entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.</li></ul>
O acessório (8 / 9 / 10) não é suficientemente áspero.	Ao longo do tempo, as células da pele acumulam-se no acessório, de modo que ele se torna mais macio. Limpe o acessório com um pano húmido para que não permaneçam partículas de pele. Os acessórios deveriam ser trocados anualmente ou, se estiverem gastos, com mais frequência. Os acessórios e filtros de substituição estão disponíveis no revendedor que lhe vendeu o aparelho. Eles também podem ser encomendados, diretamente, no nosso site em <a href="http://www.silkn.eu">www.silkn.eu</a> .

## 10. Serviço de assistência ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) como PDF.

Número de serviço: +31(0)180-330550

Email: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## 11. Informações sobre a garantia

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

## 12. Eliminação

### 12.1 Eliminação da embalagem



Elimine, separadamente, os componentes da embalagem. Cartão e papelão devem ser entregues ao centro de recolha de papel usado, filmes devem ser enviados ao centro de recolha de materiais recicláveis.

### 12.2 Eliminação do filtro e do anel de vedação

Elimine os filtros e os anéis de vedação usados ou defeituosos de acordo com os regulamentos do seu estado ou país.

## 12.3 Eliminação do aparelho

(Aplicável na União Europeia e em outros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



**Os aparelhos velhos não devem ser descartados com o lixo doméstico!**

Se o aparelho não puder mais ser usado, **descarte-o de acordo com os regulamentos vigentes em seu estado ou país.** Isso garante que os aparelhos

velhos sejam devidamente reciclados e que sejam evitados efeitos negativos sobre o ambiente. Portanto, equipamentos elétricos e eletrónicos são marcados com o símbolo mostrado aqui.

## 13. Dados técnicos

Modelo:	ND9002
Tensão de entrada:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Tensão de saída:	5 V DC, 0,5 A
Classe de proteção	
- Aparelho:	III
- Adaptador USB:	II
Dimensões (A × L × P)	
- Aparelho:	183 × 51 × 48 mm
- Estação de carga:	53,5 × 76,6 × 76,6 mm
Peso:	133,5 g

### Transformador USB

Número de modelo:	PS06H050K0500EU (EU)
Tensão de entrada:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Tensão de saída:	5 V --- 0,5 A 2,5 W
Classe de proteção:	II
Tipo de proteção:	IP20

<b>Dados publicados</b>	<b>Valor e exatidão</b>	<b>Unidade</b>
Nome ou marca do fabricante, número de registo comercial e morada:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Especificações de modelo:	PS06H050K0500EU(EU)	
Tensão de entrada:	100–240	v
Frequência da corrente de alimentação alternada:	50/60	Hz
Tensão de saída:	5	v
Corrente de saída:	0,5	A
Potência de saída:	2,5	w
Eficiência média de funcionamento:	68,19	%
Eficiência com carga reduzida (10 %):	24,52	%
Consumo de corrente em vazio:	0,1	w

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## Νομική υπόδειξη

Η Invention Works B.V. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μετατροπές προϊόντων ή προδιαγραφών, προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση ή την ασφάλεια λειτουργίας τους, ή προκειμένου να απλουστεύσει τη διαδικασία παραγωγής. Οι πληροφορίες που διαθέτει η Invention Works B.V. τη χρονική στιγμή της παρούσας δημοσίευσης θεωρούνται ορθές και αξιόπιστες. Ωστόσο, η Invention Works B.V. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρησιμοποίησή τους. Δεν παραχωρείται καμία άδεια ούτε σιωπηρά, ούτε λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ούτε λόγω δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας της Invention Works B.V.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση κανενός τμήματος του παρόντος εγγράφου για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε μορφή, είτε με ηλεκτρονικά είτε με μηχανικά μέσα, χωρίς τη ρητή, γραπτή έγκριση της Invention Works B.V. Με την επιφύλαξη μετατροπών των δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η Silkn Beauty Ltd. διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος εγγράφου. Η διάθεση του εγγράφου αυτού δε σας παραχωρεί καμία άδεια σε αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει ρυθμιστεί ρητά σε γραπτή συμφωνία της Silkn Beauty Ltd. Με την επιφύλαξη μετατροπών των τεχνικών δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η ονομασία Silk'n και το λογότυπο Silk'n-Logo είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της εταιρίας Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Ολλανδία  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

GR

# Περιεχόμενα

<b>1.</b>	<b>Παραδοτέος εξοπλισμός/Τμήματα της συσκευής</b>	<b>111</b>
<b>2.</b>	<b>Γενικές πληροφορίες</b>	<b>111</b>
2.1	Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες χειρισμού	111
2.2	Επεξήγηση συμβόλων	112
<b>3.</b>	<b>Ασφάλεια</b>	<b>113</b>
3.1	Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό	113
3.2	Υποδείξεις ασφαλείας	113
<b>4.</b>	<b>Έλεγχος συσκευής και παραδοτεου εξοπλισμού</b>	<b>118</b>
<b>5.</b>	<b>Φόρτιση</b>	<b>119</b>
<b>6.</b>	<b>Χειρισμός</b>	<b>120</b>
6.1	Συμβουλές αγωγής	121
6.2	Τοποθέτηση εξαρτήματος	122
6.3	Αυτόματη λειτουργία	123
6.4	Χειροκίνητη λειτουργία	123
<b>7.</b>	<b>Καθαρισμός και συντήρηση</b>	<b>124</b>
7.1	Καθαρισμός πλαισίου και σταθμού φόρτισης	124
7.2	Καθαρισμός εξαρτήματος	125
7.3	Αλλαγή φίλτρου	125
7.4	Αλλαγή δακτυλίου στεγανοποίησης	125
<b>8.</b>	<b>Φύλαξη</b>	<b>125</b>
<b>9.</b>	<b>Ανίχνευση σφαλμάτων</b>	<b>126</b>
<b>10.</b>	<b>Εξυπηρέτηση πελατών</b>	<b>127</b>
<b>11.</b>	<b>Πληροφορίες εγγύησης</b>	<b>127</b>
<b>12.</b>	<b>Διάθεση</b>	<b>128</b>
12.1	Διάθεση συσκευασίας	128
12.2	Διάθεση φίλτρου και δακτυλίου στεγανοποίησης	128
12.3	Διάθεση συσκευής	128
<b>13.</b>	<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	<b>128</b>

# 1. Παραδοτέος εξοπλισμός/Τμήματα της συσκευής

- |   |  |    |                                     |
|---|--|----|-------------------------------------|
| 1 | Συσκευή                                | 10 | Εξάρτημα διαμαντιού κυρίως συσκευής |
| 2 | Οθόνη LCD                              | 11 | Εξάρτημα μασάζ                      |
| 3 | Πλήκτρο Modus (επιλογής λειτουργίας)   | 12 | Προσαρμογέας USB                    |
| 4 | Πλήκτρο «Start/Pause» (Εκκίνηση/Παύση) | 13 | Καλώδιο USB                         |
| 5 | Πλήκτρο Power                          | 14 | Φίλτρο, 30x                         |
| 6 | Πλήκτρα με τα βέλη                     | 15 | Δακτύλιος στεγανοποίησης, 5x        |
| 7 | Βάση/Σταθμός φόρτισης                  | 16 | Βούρτσα καθαρισμού                  |
| 8 | Λεπτό εξάρτημα διαμαντιού              | 17 | Σακουλάκι                           |
| 9 | Κανονικό εξάρτημα διαμαντιού           |    |                                     |

## 2. Γενικές πληροφορίες

### 2.1 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες χειρισμού



Οι παρούσες οδηγίες χειρισμού αφορούν την παρούσα συσκευή ReVit Prestige (στο εξής «συσκευή»). Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση σε λειτουργία και τη χρήση.

Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού, ειδικά τις υποδείξεις ασφαλείας, πολύ προσεκτικά, πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών χειρισμού μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και ζημιές της συσκευής.

Οι οδηγίες χειρισμού βασίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το εξωτερικό, λάβετε υπόψη σας και τους κατά τόπους νόμους και κανονισμούς.

Φυλάξτε τις οδηγίες χειρισμού για μεταγενέστερη χρήση. Αν παραδώσετε τη συσκευή σε τρίτους, δώστε οπωσδήποτε μαζί και τις παρούσες οδηγίες χειρισμού.

## 2.2 Επεξήγηση συμβόλων

Τα παρακάτω σύμβολα και λέξεις σήμανσης χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού, επάνω στη συσκευή, καθώς και στη συσκευασία.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτή η λέξη σήμανσης/αυτό το σύμβολο σήμανσης περιγράφει έναν μεσαίο κίνδυνο, ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή βαρύ τραυματισμό.

GR

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτή η λέξη σήμανσης προειδοποιεί για πιθανές υλικές ζημιές.



Αυτό το σύμβολο σήμανσης σας μεταφέρει σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση.



Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.



Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές του Ηνωμένου Βασιλείου.



Το σύμβολο αυτό χαρακτηρίζει ηλεκτρικές συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 (προσαρμογέας USB).



Το σύμβολο αυτό χαρακτηρίζει ηλεκτρικές συσκευές της κατηγορίας προστασίας 3 (συσκευή).



Οι συσκευές με το σύμβολο αυτό είναι κατάλληλες μόνο για τη χρήση στο νοικοκυριό (σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους).



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλους περιέκτες νερού.



## 3. Ασφάλεια

### 3.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την απολέπιση (Peeling) του δέρματος, τη διέγερση της ανάπτυξης υγιών νέων κυττάρων και τη διέγερση της κυκλοφορίας του αίματος στο δέρμα, και φροντίζει για απαλότητα και φρεσκάδα του προσώπου. Προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την ιδιωτική χρήση στο νοικοκυριό και όχι για επαγγελματική χρήση.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη σύμφωνη με τον προορισμό και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές σε πρόσωπα.

Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής δε φέρουν καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από χρήση μη σύμφωνη με τον προορισμό ή από λανθασμένη χρήση.

### 3.2 Υποδείξεις ασφαλείας

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

- Συνδέετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο αν η τάση δικτύου της πρίζας συμφωνεί με τα στοιχεία που αναγράφονται στον προσαρμογέα USB.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα USB μόνο σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορείτε να τον αποσυνδέσετε γρήγορα από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Χρησιμοποιείτε για τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο τα συμπαραδιδόμενα τεμάχια.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν έχει υποστεί ζημιά ή αν ο σταθμός φόρτισης, ο προσαρμογέας USB ή το καλώδιο USB είναι ελαττωματικά. Για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση αποταθείτε στον κατασκευαστή ή την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
- Μην ανοίγετε το πλαίσιο, παρά αναθέστε την επισκευή σε ειδικούς. Για το σκοπό αυτό αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης επισκευής, ακατάλληλης σύνδεσης ή λανθασμένου χειρισμού εκπίπτουν όλες οι απαιτήσεις ευθύνης και εγγύησης.
- Σε περίπτωση επισκευής επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο τεμάχια που αντιστοιχούν στα αρχικά στοιχεία της συσκευής. Στη συσκευή αυτή βρίσκονται ηλεκτρικά και μηχανικά τεμάχια, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την προστασία κατά πηγών κινδύνου.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν αναφέρει ο κατασκευαστής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν κάνετε μπάνιο στο ντους ή την μπανιέρα. Τοποθετείτε τη συσκευή έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να πέσει στην μπανιέρα ή το νιπτήρα.

- Μη βυθίζετε τη συσκευή ή τα τμήματά της στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές που έχουν πέσει στο νερό. Σε παρόμοιες περιπτώσεις απομονώνετε αμέσως τον προσαρμογέα USB.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο της συσκευής.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και βγάξετε τον προσαρμογέα USB από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν αντικαθιστάτε τεμάχια, όταν την καθαρίζετε ή όταν υφίσταται κάποια βλάβη.
- Μην αγγίζετε ποτέ τον προσαρμογέα USB ή το καλώδιο USB με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Κρατάτε τη συσκευή και όλα τα τεμάχια μακριά από ανοιχτές φλόγες και καυτές επιφάνειες.
- Τοποθετείτε το καλώδιο USB με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη σκοντάφτετε επάνω του.
- Μην τσακίζετε το καλώδιο USB και μην το τοποθετείτε πάνω σε αιχμηρές ακμές.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

**! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Η ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ.**

- Η συσκευή δεν προορίζεται για τη χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών ή από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιτηρούνται από κάποιο πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν έχουν δεχτεί υποδείξεις σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Κρατάτε τη συσκευή και όλα της τα τεμάχια μακριά από τα παιδιά. Τα μικρά τεμάχια μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία, αν καταποθούν ή εισπνευσθούν.
- Να βεβαιώνεστε πως τα παιδιά δεν παίζουν με την πλαστική συσκευασία. Μπορεί, ενώ παίζουν, να τυλιχτούν σε αυτήν και να πάθουν ασφυξία.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο βλέφαρο, την οφθαλμική κοιλότητα και σε περιοχές με μολυσματική ακμή ή σε περιοχές με εξανθήματα ή πληγές.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πολλή ώρα επάνω σε μια περιοχή του δέρματος και μη φέρνετε τη συσκευή περισσότερες από 3 φορές στην ίδια θέση.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ποτέ χωρίς παρακολούθηση ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αν προκύψουν μη φυσιολογικές αντιδράσεις, όπως κνησμός, μολύνσεις ή εκδορές, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

**Πριν τη χρήση της συσκευής αποταθείτε στο γιατρό σας, αν...**

- υποφέρετε από αλλεργίες, ερεθισμούς του δέρματος ή δερματοπάθειες,
- είστε έγκυες,
- δεν είστε σίγουροι, αν η συσκευή είναι κατάλληλη για σας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ!**

- Τοποθετείτε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη, επίπεδη, ξηρή και επαρκώς σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη

συσκευή στην άκρη της επιφάνειας.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προσοχή. Αν αφήσετε τη συσκευή να πέσει, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλαίσιο ή τον κινητήρα.
- Φροντίζετε ώστε να είναι πάντα τοποθετημένο ένα φίλτρο, για να αποφύγετε την εισχώρηση ξένων σωμάτων στο μοτέρ.
- Μη χρησιμοποιείτε πια τη συσκευή, αν τμήματά της έχουν υποστεί ρωγμές, έχουν σπάσει ή έχουν παραμορφωθεί. Αντικαθιστάτε τα τμήματα που έχουν υποστεί ζημιά μόνο με αντίστοιχα αυθεντικά τμήματα.
- Μην τοποθετείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή σε υγρές περιοχές ή υγρούς χώρους.

#### **4. Έλεγχος συσκευής και παραδοτεου εξοπλισμού**

#### **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ!**


- Ανοίγετε τη συσκευασία με προσοχή και μη χρησιμοποιείτε κοφτερά μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή. Ανοίξτε τη συσκευασία με μεγάλη προσοχή.

1. Αφαιρέστε τα τεμάχια από τη συσκευασία.
2. Ελέγξτε, αν ο παραδοτέος εξοπλισμός είναι πλήρης (βλέπε **εικ. Α**).
3. Ελέγξτε αν η συσκευή ή τα μεμονωμένα τμήματά της έχουν υποστεί ζημιά. Αν συμβαίνει αυτό, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

## 5. Φόρτιση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Μη φορτίζετε τη συσκευή, ενώ τη χρησιμοποιείτε ή αν είναι υγρή. Πριν τη φόρτιση, να βεβαιώνεστε πως η συσκευή είναι στεγνή.
- Φροντίζετε τη συσκευή μόνο με το συμπαραδιδόμενο σταθμό φόρτισης και τα συμπαραδιδόμενα προσαρμογέα USB και καλώδιο USB.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 40 °C.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά το πέρας της διαδικασίας φόρτισης.

 Η πλήρης φόρτιση της συσκευής διαρκεί περ. 3 ώρες. Όταν η διαδικασία φόρτισης έχει ολοκληρωθεί, η οθόνη LCD δείχνει πλήρη κατάσταση φόρτισης.

Περίπτωση 1η (με σύνδεση δικτύου):

1. Τοποθετήστε τη συσκευή **1** στο σταθμό φόρτισης **7**, βάζοντας την οπή της κάτω πλευράς επάνω στην ακίδα του σταθμού φόρτισης.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB **13** στο σταθμό φόρτισης και συνδέστε το αντίστοιχο φις USB με τον προσαρμογέα USB **12**.
3. Βάλτε τον προσαρμογέα USB σε μια πρίζα.

Περίπτωση 2η (με σύνδεση USB):

1. Συνδέστε το καλώδιο USB **(13)** στο σταθμό φόρτισης **(7)**, ενώ η συσκευή είναι ήδη σωστά τοποθετημένη μέσα σε αυτόν.
2. Συνδέστε το φις USB με μια συμβατή πηγή ρεύματος USB.

## 6. Χειρισμός



- Πριν την πρώτη χρήση καθαρίζετε όλα τα τεμάχια της συσκευής, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε πως το φίλτρο, ο δακτύλιος στεγανοποίησης και το επιθυμητό εξάρτημα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Πριν την πρώτη αγωγή σε ένα τμήμα του δέρματος, διεξάγετε μια δοκιμή ανοχής του δέρματος στη θέση αυτή. Αν δεν προκύψουν αντενδείξεις, μπορείτε να αρχίσετε την αγωγή.
- Αρχίζετε πάντα με την πιο χαμηλή βαθμίδα αναρρόφησης και, την πρώτη φορά ή μέχρι να βρείτε την ιδανική ρύθμιση, εργαστείτε σε κάθε περιοχή το ανώτερο 2 φορές.
- Μη χρησιμοποιείτε επιπρόσθετα προϊόντα αγωγής, όπως έλαια ή αλοιφές.
- Έπειτα από 9 λεπτά διαρκούς λειτουργίας η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Συνιστούμε να περιορίσετε τη διάρκεια της αγωγής προσώπου σε 4 λεπτά το ανώτερο.
- Αν η χωρητικότητα του συσσωρευτή είναι χαμηλή, η συσκευή προειδοποιεί ανά 30 δευτερόλεπτα με 2 «μπιπ» και το σύμβολο της μπαταρίας αναβοσβήνει στην οθόνη LCD. Πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση της συσκευής θα βρείτε στο κεφάλαιο «Φόρτιση».



## 6.1 Συμβουλές αγωγής

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή το ανώτερο 2 φορές την εβδομάδα. Περιορίστε τη διάρκεια της αγωγής προσώπου σε 4 λεπτά ανά φορά το ανώτερο. Στην αγωγή σώματος φέρετε τη συσκευή το ανώτερο 3 φορές πάνω από τις μεμονωμένες θέσεις.
- Επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα για την αγωγή σας:
  - Λεπτό εξάρτημα διαμαντιού **8**: πρόκειται για το λεπτότερο εξάρτημα αγωγής που προορίζεται για τις ευαίσθητες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές του προσώπου, όπως την περιοχή των ματιών, τη μύτη και το στόμα.
  - Κανονικό εξάρτημα διαμαντιού **9**: πρόκειται για το στάνταρ εξάρτημα αγωγής για όλους τους τύπους δέρματος, και είναι κατάλληλο για την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος και για τη διέγερση της ανάπτυξης νέων κυττάρων, καθώς και της κυκλοφορίας του αίματος. Κατάλληλο για πρόσωπο και λαιμό
  - Εξάρτημα διαμαντιού κυρίως συσκευής **10**: πρόκειται για το μεγαλύτερο εξάρτημα διαμαντιού, κατάλληλο για μέρη του σώματος όπως χέρια και πόδια.
  - Εξάρτημα μασάζ **11**: Για το μασάζ του δέρματος και τη διέγερση της κυκλοφορίας του αίματος. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.
- Πριν τη χρήση της συσκευής πλύνετε πολύ καλά το πρόσωπό σας ή τα μέρη του σώματος που θα ασκηθεί η αγωγή και σκουπίστε τα σταμπωτά ή στεγνώστε με μια απαλή πετσέτα. Η συσκευή χρησιμοποιείται επάνω σε γυμνό δέρμα.
- Μετακινήστε το εξάρτημα προσεκτικά με μικρές και ομοιόμορφες κινήσεις πάνω από το δέρμα. Κατά την αγωγή προσώπου ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
  - Μάγουλα: Οδηγήστε τη συσκευή από μέσα προς τα έξω.
  - Μύτη: Οδηγήστε τη συσκευή προς τα κάτω περνώντας την πάνω από ολόκληρη την επιφάνεια της μύτης.
  - Σαγόνοι: Οδηγήστε τη συσκευή κατά μήκος της σιαγόνας προς τα κάτω.

Μέτωπο: Οδηγήστε τη συσκευή και από τις δύο πλευρές από τη μέση προς τα έξω.

Περιοχή των ματιών: Οδηγήστε τη συσκευή μεταξύ ματιών και αυτιών προς τα έξω. Μην αγγίζετε την περιοχή ακριβώς κάτω από τα μάτια ή πάνω στα βλέφαρα και μείνετε εκτός της οφθαλμικής κοιλότητας.

Λαιμός: Οδηγήστε τη συσκευή προς τα κάτω.

- Μετά την αγωγή πλύνετε την περιοχή που εργαστήκατε με κρύο νερό, για να απομακρύνετε λοιπούς ρύπους και στεγνώστε προσεκτικά. Για ιδανική αποτελεσματικότητα της αγωγής, βάζετε λοσιόν, ορό ή κρέμα, για να μικρύνουν οι πόροι και να περιποιηθείτε το δέρμα σας.
- Μικροί λεκέδες και ελαφρό κοκκίνισμα μετά τις αγωγές είναι εντελώς φυσιολογικά και κανονικά θα πρέπει να εξαφανιστούν μέσα σε 24 ώρες. Κατά την αποτελεσματική δερμαπόξεση απομακρύνεται η εξωτερική στρώση του δέρματος με απαλό τρόπο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ελαφρές αντιδράσεις και κοκκινίλες.
- Αν προκύψουν μη φυσιολογικές αντιδράσεις, όπως κνησμός, μολύνσεις ή εκδορές, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

## 6.2 Τοποθέτηση εξαρτήματος

**i**

- Πριν την τοποθέτηση ή την αντικατάσταση του εξαρτήματος βεβαιώνετε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και απομονωμένη από την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.
- Να βεβαιώνετε πάντα πως είναι τοποθετημένα το φίλτρο και ο δακτύλιος στεγανοποίησης. Αν χρειαστείτε πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση, θα τις βρείτε στο κεφάλαιο «Αλλαγή φίλτρου» ή «Αλλαγή δακτυλίου στεγανοποίησης».

1. Τοποθετήστε το επιθυμητό εξάρτημα (8 / 9 / 10 / 11) στη συσκευή.
2. Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε πως το εξάρτημα είναι σταθερά τοποθετημένο.

### 6.3 Αυτόματη λειτουργία

Η αυτόματη λειτουργία ενδείκνυται μόνο για αγωγή προσώπου.

1. Πιέστε το πλήκτρο Power **5**, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πιέστε το πλήκτρο Modus (επιλογής λειτουργίας) **3**, για να επιλέξετε «Auto» (αυτόματη λειτουργία).
3. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη **6**, για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση. Η βαθμίδα 1 είναι η χαμηλότερη, ενώ η βαθμίδα 3 είναι η υψηλότερη.
4. Πιέστε το πλήκτρο «Start/Pause» (Εκκίνηση/Παύση) **4**, για να ξεκινήσετε την αγωγή.



- Εργαστείτε με την περιοχή του προσώπου που αναγράφεται στην οθόνη LCD. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται επιπλέον η αντίστροφη μέτρηση για τη διάρκεια αγωγής των μεμονωμένων περιοχών του προσώπου. Μόλις ο χρόνος παρέλθει, ακούτε 2 «μπιπ».
- Όταν ακούτε τα 2 «μπιπ», μεταβαίνετε πάντα στην επόμενη περιοχή του προσώπου, που εμφανίζεται στην οθόνη, μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της αγωγής.
- Κατά τη διάρκεια της αγωγής μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πιέσετε το πλήκτρο «Start/Pause» (Εκκίνηση/Παύση) και στη συνέχεια τα πλήκτρα με τα βέλη, για να μεταβείτε σε διαφορετική περιοχή του προσώπου.

### 6.4 Χειροκίνητη λειτουργία

Η χειροκίνητη λειτουργία ενδείκνυται τόσο για αγωγή προσώπου όσο και για αγωγή σώματος. Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ακολουθήσετε το προσωπικό σας σύστημα αγωγής. Δεν ειδοποιείστε για χρόνους αγωγής ούτε λαμβάνετε υποδείξεις χρήσης. Ωστόσο, το χρονόμετρο σας ειδοποιεί αν ο χρόνος αγωγής έχει εξαντληθεί.

1. Πιέστε το πλήκτρο Power **5**, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Πιέστε το πλήκτρο Modus (επιλογής λειτουργίας) **3**, για να επιλέξετε «Manual» (χειροκίνητη λειτουργία).
3. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη **6**, για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση. Η βαθμίδα 1 είναι η χαμηλότερη, ενώ η βαθμίδα 3 είναι η υψηλότερη.
4. Πιέστε το πλήκτρο «Start/Pause» (Εκκίνηση/Παύση) **4**, για να ξεκινήσετε την αγωγή.

## 7. Καθαρισμός και συντήρηση

GR

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ!

- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση των ανταλλακτικών, και απομονώνετε την από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή τα τμήματά της στο νερό ή σε άλλα υγρά. Να βεβαιώνετε πως δεν εισχωρούν στο πλαίσιο ούτε νερό ούτε άλλα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικά απορρυπαντικά, βουρτσες με μεταλλικές ή νάυλον τρίχες, καθώς και αιχμηρά ή μεταλλικά εξαρτήματα καθαρισμού, όπως μαχαίρια, σκληρές σπάτουλες και παρόμοια.

#### 7.1 Καθαρισμός πλαισίου και σταθμού φόρτισης

1. Σκουπίζετε τη συσκευή **1** και το σταθμό φόρτισης **7** με ένα υγρό πανί (αποφεύγετε την επαφή με την ακίδα του σταθμού φόρτισης ή με την οπή στην κάτω πλευρά της συσκευής).
2. Σκουπίστε τη συσκευή και το σταθμό φόρτισης με ένα στεγνό πανί μέχρι να στεγνώσουν εντελώς.

## 7.2 Καθαρισμός εξαρτήματος

1. Έπειτα από κάθε χρήση αφαιρείτε το εξάρτημα (8 / 9 / 10 / 11) από τη συσκευή και καθαρίζετε προσεκτικά το εσωτερικό με μια βούρτσα (16), για να απομακρύνετε νεκρά δερματικά κύτταρα και ξένα σώματα.
2. Σκουπίστε τις εξωτερικές πλευρές των εξαρτημάτων πολύ καλά με ένα υγρό πανί.
3. Αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς.

## 7.3 Αλλαγή φίλτρου

Για να επιτύχετε ιδανικά αποτελέσματα πρέπει να αλλάζετε τακτικά το φίλτρο. Φροντίζετε να είναι πάντα τοποθετημένο το φίλτρο, ώστε να μην εισχωρήσουν στο μοτέρ σωματίδια, όπως νεκρά δερματικά κύτταρα ή ξένα σώματα.

1. Απομακρύνετε προσεκτικά το εξάρτημα (8 / 9 / 10 / 11), και απορρίψτε το φίλτρο (14).
2. Αντικαταστήστε το με ένα νέο φίλτρο και επανατοποθετήστε το εξάρτημα.

## 7.4 Αλλαγή δακτυλίου στεγανοποίησης

Ο δακτύλιος στεγανοποίησης πρέπει να αλλάζεται μόνο αν υποστεί ζημιά είναι έχει φθαρεί. Φροντίζετε ώστε ο δακτύλιος στεγανοποίησης να είναι πάντα τοποθετημένος. Αλλιώς η συσκευή δε λειτουργεί σωστά.

1. Απομακρύνετε προσεκτικά το εξάρτημα (8 / 9 / 10 / 11), και απορρίψτε το δακτύλιο στεγανοποίησης (15).
2. Αντικαταστήστε το με ένα νέο δακτύλιο στεγανοποίησης και επανατοποθετήστε το εξάρτημα.

## 8. Φύλαξη

- Πριν τη φύλαξη στο σακουλάκι (17) όλα τα τεμάχια πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το σταθμό φόρτισης (7) ως βάση για τη συσκευή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο USB (13) γύρω από τη συσκευή.

## 9. Ανίχνευση σφαλμάτων

Μερικά προβλήματα προκύπτουν κατά πάσα πιθανότητα εξαιτίας μικρών βλαβών, τις οποίες μπορείτε να παραμερίσετε μόνοι σας. Για το σκοπό αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες στον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα δεν παραμεριστεί με αυτόν τον τρόπο, αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή.

Βλάβη	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Βεβαιωθείτε πως ο προσαρμογέας USB είναι ασφαλώς συνδεδεμένος με το σταθμό φόρτισης και πως βρίσκεται συνδεδεμένος σε μια λειτουργική πρίζα για τουλάχιστον μία ώρα. Το σύμβολο της μπαταρίας στην οθόνη LCD θα πρέπει να δείχνει πως η συσκευή φορτίζει. Αν το σύμβολο της μπαταρίας δεν ανάβει, αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας.
Η συσκευή δεν αναρροφά πια.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ελέγξτε προσεκτικά το εξάρτημα για τυχόν λεπτές ρωγμές, τρύπες ή κενά.</li><li>• Αφαιρέστε το εξάρτημα και βεβαιωθείτε πως είναι τοποθετημένος ο δακτύλιος στεγανοποίησης. Αν διαπιστώσετε ρωγμές ή αν λείπει ο δακτύλιος στεγανοποίησης, αντικαταστήστε τον με έναν ανταλλακτικό δακτύλιο στεγανοποίησης.</li><li>• Αφαιρέστε το εξάρτημα και βεβαιωθείτε πως είναι τοποθετημένο το φίλτρο. Αν διαπιστώσετε πως το φίλτρο είναι φθαρμένο ή αν υπάρχουν πολλά νεκρά δερματικά κύτταρα ή ξένα σώματα, αντικαταστήστε το με ένα νέο φίλτρο.</li><li>• Αν το πρόβλημα δεν παραμεριστεί με αυτούς τους τρόπους, αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας.</li></ul>

Το εξάρτημα (8 / 9 / 10) δεν είναι αρκετά τραχύ.

Στο εξάρτημα συγκεντρώνονται με το χρόνο δερματικά κύτταρα, και η αίσθησή του επάνω στο δέρμα είναι πιο απαλή. Καθαρίστε το εξάρτημα με ένα υγρό πανί, για να μην κολλάνε επάνω του σωματίδια του δέρματος. Τα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο και, αν είναι φθαρμένα, συχνότερα. Ανταλλακτικά εξαρτήματα και φίλτρα μπορείτε να προμηθευτείτε από τον έμπορο που αγοράσατε τη συσκευή σας. Μπορείτε να τα παραγγείλετε και απευθείας στην ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

GR

## 10. Εξυπηρέτηση πελατών

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Silk'n θα βρείτε στην τοπική σας ιστοσελίδα της Silk'n, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή έχει βλάβη, αν χρειάζεται επισκευή ή εσείς χρειάζεστε τη βοήθειά μας, αποταθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Silk'n. Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών: +31(0)180-330550

Email: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## 11. Πληροφορίες εγγύησης

Το προϊόν αυτό καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εύρος της εγγύησης για το προϊόν αυτό περιορίζεται σε τεχνικές ελλείψεις που προκλήθηκαν λόγω λανθασμένων διαδικασιών παραγωγής. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα εγγύησης, φροντίστε να λάβετε τις αντίστοιχες υποδείξεις από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Ενδέχεται να μπορεί να λύσει το πρόβλημά σας, χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις. Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι πάντα στη διάθεσή σας!

## 12. Διάθεση

### 12.1 Διάθεση συσκευασίας



Διαθέτετε τα τμήματα της συσκευασίας ανάλογα με το είδος τους. Παραδίδετε το χαρτόνι και τις κούτες στην ανακύκλωση χαρτιού και τις πλαστικές μεμβράνες στα ανακυκλώσιμα υλικά.

### 12.2 Διάθεση φίλτρου και δακτυλίου στεγανοποίησης

GR

Διαθέτετε τα μεταχειρισμένα ή ελαττωματικά φίλτρα και δακτυλίους στεγανοποίησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της επαρχίας ή της χώρας σας.

### 12.3 Διάθεση συσκευής

(Για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σύστημα διαχωρισμού υλικών.)



**Οι παλιές συσκευές δεν επιτρέπεται να διατίθενται στα οικιακά απορρίμματα!**

Αν η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια, **διαθέστε την σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της επαρχίας ή της χώρας σας.**

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η κατάλληλη επαναχρησιμοποίηση των παλιών συσκευών και

αποφεύγονται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές συσκευές διαθέτουν την απεικονιζόμενη σήμανση.

## 13. Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο:	ND9002
Τάση εισόδου:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Τάση εξόδου:	5 V DC, 0,5 A
Κατηγορία προστασίας	
- Συσκευή:	III
- Προσαρμογέας USB:	II
Διαστάσεις (Υ × Π × Β)	
- Συσκευή:	183 × 51 × 48 mm
- Σταθμός φόρτισης:	53,5 × 76,6 × 76,6 mm
Βάρος:	133,5 g



## Τροφοδοτικό πρίζας USB

Αριθμός μοντέλου:	PS06H050K0500EU (EU)
Τάση εισόδου:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Τάση εξόδου:	5 V === 0,5 A 2,5 W
Κατηγορία προστασίας:	II
Βαθμός προστασίας:	IP20

Δημοσιευμένα στοιχεία	Τιμή και ακρίβεια	Μονάδα
Επωνυμία ή μάρκα κατασκευαστή, αριθμός εμπορικού μητρώου και διεύθυνση:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Κωδικός μοντέλου:	PS06H050K0500EU(EU)	
Τάση εισόδου:	100–240	V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου:	50/60	Hz
Τάση εξόδου:	5	V
Ρεύμα εξόδου:	0,5	A
Ισχύς εξόδου:	2,5	W
Μέση απόδοση σε λειτουργία:	68,19	%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %):	24,52	%
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο:	0,1	W

## Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

TR

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silk'n Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silk'n logosu Silk'n Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda  
www.silk'n.eu – info@silk'n.eu

# İçindekiler

<b>1.</b>	<b>Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları</b>	<b>132</b>
<b>2.</b>	<b>Genel bilgiler</b>	<b>132</b>
2.1	Kullanma kılavuzunun okunması ve saklanması	132
2.2	Sembol açıklamaları	132
<b>3.</b>	<b>Güvenlik</b>	<b>133</b>
3.1	Amaca uygun kullanım	133
3.2	Güvenlik uyarıları	134
<b>4.</b>	<b>Cihazın ve teslimat kapsamının kontrol edilmesi</b>	<b>137</b>
<b>5.</b>	<b>Şarj etme</b>	<b>137</b>
<b>6.</b>	<b>Kullanım</b>	<b>138</b>
6.1	Uygulama İpuçları	139
6.2	Başlığın takılması	140
6.3	Otomatik modda çalıştırma	140
6.4	Manuel modda çalıştırma	140
<b>7.</b>	<b>Temizleme ve bakım</b>	<b>141</b>
7.1	Muhafaza ve şarj cihazının temizlenmesi	141
7.2	Başlığın temizlenmesi	141
7.3	Filtrenin değiştirilmesi	141
7.4	Contanın değiştirilmesi	142
<b>8.</b>	<b>Saklama</b>	<b>142</b>
<b>9.</b>	<b>Arıza arama</b>	<b>142</b>
<b>10.</b>	<b>Teknik servis</b>	<b>143</b>
<b>11.</b>	<b>Garanti bilgileri</b>	<b>143</b>
<b>12.</b>	<b>İmha</b>	<b>143</b>
12.1	Ambalajın imhası	143
12.2	Filtre ve contanın imhası	143
12.3	Cihazın imhası	144
<b>13.</b>	<b>Teknik bilgiler</b>	<b>144</b>

# 1. Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Cihaz               | 10 Vücut elmas başlığı |
| 2 LCD gösterge        | 11 Masaj başlığı       |
| 3 Modus tuşu          | 12 USB adaptörü        |
| 4 Start/Pause tuşu    | 13 USB kablosu         |
| 5 Power tuşu          | 14 Filtre, 30×         |
| 6 Kontrol tuşları     | 15 Conta, 5×           |
| 7 Stand/şarj cihazı   | 16 Temizleme fırçası   |
| 8 İnce elmas başlık   | 17 Torba               |
| 9 Normal elmas başlık |                        |

## 2. Genel bilgiler

### 2.1 Kullanma kılavuzunun okunması ve saklanması



Bu kullanma kılavuzu ReVit Prestige'e aittir (aşağıda "cihaz" olarak anılır). Çalıştırma ve kullanım ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu, özellikle de güvenlik uyarılarını, dikkatle okuyun. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya cihazda hasarlar meydana gelebilir. Kullanma kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın.

Kullanma kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Cihazı üçüncü kişilere vereceksiniz mutlaka kullanma kılavuzunu da beraberinde verin.

### 2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, cihazın veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.



## UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

# DUYURU!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Birleşik Krallık'ta uygulanan tüm yönetmeliklere uygundur.



Koruma sınıfı 2'ye ait elektrikli cihazlar (USB adaptör) bu sembolü taşır.



Koruma sınıfı 3'e ait elektrikli cihazlar (cihaz) bu sembolü taşır.



Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekanlarda).



Cihazı küvet, duş, lavabo ve su ile dolu kapların yakınında kullanmayın.

## 3. Güvenlik

### 3.1 Amaca uygun kullanım

Cihaz sadece ciltte Peeling ve sağlıklı yeni hücrelerin gelişmesine yarar ve ciltte kan dolaşımını canlandırmak için tasarlanmıştır ve daha pürüzsüz ve ferah bir cilde sahip olmayı sağlar. Sadece özel kullanım amacına yönelik olup ticari işletmelerde kullanılmaya müsait değildir. Cihazı sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir.

Üretici firma veya satıcı, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

### 3.2 Güvenlik uyarıları

#### **! UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!**

- Cihazı sadece elektrik şebekesi gerilimi USB adaptörü verilerine uygunsuz prize takın.
- USB adaptörünü kolay erişilebilir bir prize bağlayın, böylelikle arıza durumunda cihazınızı hızlı bir şekilde şebekeden ayırabilirsiniz.
- Yalnızca cihazla birlikte verilen parçaları kullanın.
- Hasarlı veya şarj cihazı, USB adaptörü veya USB kablosu bozuk olan cihazı kullanmayın. Risklerden kaçınmak için onarım veya değiştirme için üreticiye veya teknik servise başvurun.
- Muhafazayı açmayın, onarımı uzmanına bırakın. Bunun için teknik servisimize başvurun. Servis dışında yaptırılan onarımlarda yanlış bağlantı veya hatalı kullanma durumunda, sorumluluk ve garanti hakkı ortadan kalkar.
- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun parçalar kullanılabilir. Bu cihaz, tehlikelere karşı korunmak için gerekli olan elektrik ve mekanik parçaları içerir.
- Üretici tarafından onaylanmayan başlıkları kullanmayın.
- Cihazı duş alırken veya banyo yaparken kullanmayın. Cihazı küvete veya lavaboya düşecek şekilde yerleştirmeyin.
- Cihazı suya veya başka sıvılara sokmayın.

- Suya düşmüş bir elektrikli cihazı asla elle tutmayın. Böyle bir durumda daima önce USB adaptörünün fişini çekin.
- Cihazın içine hiçbir cisim sokmayın.
- Kullanmadığınız zaman, parçaları değiştirirken, temizlerken veya bir arıza olduğunda cihazı kapatın ve USB adaptörünün fişini daima elektrik prizinden çekin.
- USB adaptörüne veya USB kablosuna ıslak veya nemli ellerle asla dokunmayın.
- Cihazı ve bütün parçaları açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- USB kablosunu takılıp düşmelere sebep olmayacak şekilde yerleştirin.
- USB kablosunu kıvrımayın ve keskin kenarlar üzerine yerleştirmeyin.
- Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.

**⚠ UYARI! FİZİKSEL, DUYUSAL VEYA ZİHİNSEL YETENEKLERİ AZALMIŞ VEYA DENEYİM VE BİLGİ EKSİKLİĞİ BULUNAN ÇOCUKLAR VE KİŞİLER İÇİN TEHLİKELER.**

- Cihaz, 16 yaşın altındaki kişiler veya fiziksel, duyuşal ya da zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır; cihaz ancak bu kişilerin güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetiminde veya bu kişinin cihazın

güvenli kullanımını öğretmesi halinde kullanılabilir. Çocukların cihaz ile oynamaları yasaktır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı ve ona ait tüm parçaları çocuklardan uzak tutun. Küçük parçalar yutma ve nefes yoluyla boğulmaya yol açabilir.
- Çocukların plastik ambalajla oynamasını önleyin. Oynarken ambalaj başlarına geçebilir ve boğulma riski yaratabilir.

### **! UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!**

- Cihazı göz kapağında, göz yuvasında, iltihaplı sivilce olan bölgelerde veya döküntü veya yara bulunan bölgelerde kullanmayın.
- Cihazı cildin bir yerinde yoğun şekilde kullanmayın ve cihazı aynı yerden 3 kezden fazla geçirmeyin.
- Cihaz çalışırken başından ayrılmayın.
- Kaşıntı, rahatsızlık veren iltihaplanma veya çizikler gibi anormal reaksiyonlar ortaya çıkarsa, cihazı bir daha kullanmaktan kaçının.

### **Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki durumlar mevcutsa önce doktorunuza başvurun:**

- alerjiler, cilt tahrişi veya cilt hastalıkları,
- gebelik,
- cihazın size uygun olup olmadığından emin olunmaması.

### **DUYURU! HASAR TEHLİKESİ!**

- Cihazı kolay erişilebilir, düz, kuru ve



yeterince sağlam bir yüzeye yerleştirin.  
Cihazı yüzeyin kenarına yerleştirmeyin.

- Cihazı dikkatli kullanın. Cihazı düşürürseniz muhafazası veya motoru zarar görebilir.
- Motora yabancı maddelerin girmesini önlemek için daima filtrenin takılı olmasına dikkat edin.
- Parçalar kırılmış, çatlamış veya deforme olmuşsa cihazı artık kullanmayın. Hasarlı parçaları yalnızca uygun orijinal yedek parçalarla değiştirin.
- Cihazı nemli alanlara veya odalara koymayın veya saklamayın.

#### 4. Cihazın ve teslimat kapsamının kontrol edilmesi

##### DUYURU! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı dikkatsizce bir bıçakla veya başka sivri nesnelere açarsanız, cihaz çabuk hasar görebilir. Açma esnasında çok dikkatli davranın.
1. Tüm parçaları ambalajdan çıkartın.
  2. Teslimatın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin (bkz. **Resim A**).
  3. Cihazın veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar mevcutsa, cihazı kullanmayın. Bunun için teknik servisimize başvurun.

#### 5. Şarj etme

##### ⚠ UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Cihaz kullanılırken veya nemli ise şarj etmeyin. Şarjdan önce kuru olmasını sağlayın.
- Cihazı birlikte teslim edilen şarj cihazı ve yanında verilen USB adaptörü ve USB kablosu ile şarj edin.

- Cihazı 0 ila 40 °C sıcaklıkta şarj edin.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra cihazı ayırın.



Cihazın tamamen şarj edilmesi yaklaşık 3 saat sürer. Şarj tamamlandıktan sonra LCD göstergesi tam şarj durumunu gösterir.

### Seçenek 1 (şebeke bağlantısı başına):

1. Cihazı **1**, alt kısmındaki deliğe şarj cihazının pimi girecek şekilde şarj cihazına **7** yerleştirin.
2. USB kablosunu **13** şarj cihazına takın, ve ilgili USB konektörünü USB adaptörüne **12** bağlayın.
3. USB adaptörünü bir prize takın.

### Seçenek 2 (USB bağlantısı başına):

1. Cihaz uygun şekilde yerleştirildikten sonra USB kablosunu **13** şarj cihazına **7** takın.
2. USB konektörünü uygun bir USB güç kaynağına bağlayın.

## 6. Kullanım



- İlk kez kullanmadan önce, cihazın tüm parçalarını “Temizleme ve bakım” bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin.
- Kullanmadan önce, filtrenin, contanın ve istenen başlığın doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
- Bir cilt alanına ilk kez uygulamadan önce, bir noktada cilt tolerans testi yapın. Yan etki görülmezse uygulamaya başlayın.
- Her zaman en düşük emme kademesiyle başlayın ve ilk uygulamayı münferit alanlara yapın veya ideal uygulama ayarını belirleyene kadar en fazla 2 kez uygulayın.
- Yağlar veya merhemler gibi ek uygulama ürünleri kullanmayın.
- 9 dakika süreli çalışmadan sonra cihaz kendini kapatır. Bir yüz uygulama süresini maksimum 4 dakika ile sınırlandırmanız önerilir.
- Pil seviyesi düşük olduğunda ünite her 30 saniyede bir 2 bip sesi çıkarır ve LCD göstergesinde pil simgesi yanıp söner. Cihazın şarjı ile ilgili bilgiler “Şarj etme” bölümünde bulunabilir.

## 6.1 Uygulama İpuçları

- Cihazı haftada en fazla 2 kez kullanın. Yüz uygulama süresini maksimum 4 dakika ile sınırlayın. Bir vücut uygulaması sırasında cihazı en fazla 3 defa münferit yerlerin üzerinde gezdirin.
- Uygulamanız için uygun bir başlık seçin:
  - İnce elmas başlık (8)**: Göz çevresi, burun ve ağız gibi yüzün hassas ve ulaşılmaz alanları için ince uygulama başlığıdır.
  - Normal elmas başlık (9)**: Tüm cilt tipleri için standart uygulama başlığı olup ölü deri hücrelerini uzaklaştırarak yeni hücre gelişimini destekler ve kan dolaşımını canlandırır. Yüz ve boyun için uygundur.
  - Vücut elmas başlığı (10)**: Kollar ve bacaklar gibi büyük vücut kısımları için daha büyük elmas başlıktır.
  - Masaj başlığı (11)**: Cilde masaj yapmak ve kan dolaşımını canlandırmak için. Tüm cilt tipleri için uygundur.
- Cihazı kullanmadan önce yüzünüzü veya bakım yapılacak vücut parçasını iyice yıkayın ve kuru, yumuşak bir havlu ile kurulayın. Cihaz çıplak cilde uygulanır.
- Başlığı cildin üzerinde kısa ve düz vuruşlarla dikkatlice gezdirin. Yüz bakımı için aşağıdaki talimatlara uyun:
  - Yanaklar**: Cihazı içten dışa doğru gezdirin.
  - Burun**: Cihazı burnun tümü üzerinde aşağıya doğru gezdirin.
  - Çene**: Cihazı çene boyunca aşağıya doğru gezdirin.
  - Alın**: Cihazı her iki taraftan ortadan dışarıya doğru hareket ettirin.
  - Göz çevresi**: Cihazı gözlerin ve kulakların arasından dışa doğru hareket ettirin. Doğrudan gözlerin veya göz kapaklarının altındaki alana sürmeyin ve göz yuvasından uzak durun.
  - Boyun**: Cihazı aşağıya doğru hareket ettirin.
- Uygulamadan sonra, uygulama alanını soğuk su ile yıkayıp kalıntıları uzaklaştırın ve dikkatle kurulayın. Uygulamanın optimum etkisi için gözenekleri azaltmak ve cilde bakım yapmak için bir tonik, serum veya krem uygulayın.
- Tedaviden sonra hafif bir leke oluşumu ve kızarıklık tamamen normaldir ve 24 saat içinde geçmelidir. Etkili dermabrazyon uygulaması için dış cilt tabakası hafifçe soyulur. Bu hafif şikayetlere ve kızarıklığa neden olabilir.
- Kaşıntı, rahatsızlık veren iltihaplanma veya çizikler gibi anormal reaksiyonlar ortaya çıkarsa, cihazı bir daha kullanmaktan kaçının.

## 6.2 Başlığın takılması



- Başlığı takmadan veya değiştirmeden önce, cihazın kapalı olduğundan ve güç kaynağıyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Daima bir filtrenin ve contanın takıldığından emin olun. Gerekirse, değiştirme ile ilgili bilgileri "Filtrenin değiştirilmesi" veya "Contanın değiştirilmesi" bölümünde bulabilirsiniz.

1. İstenen başlığı (8 / 9 / 10 / 11) cihaza takın.
2. Kullanmadan önce başlığın sıkı oturduğundan emin olun.

## 6.3 Otomatik modda çalıştırma

Otomatik mod sadece yüzde uygulamalar için uygundur.

1. Cihazı açmak için Power tuşuna 5 basın.
2. "Otomatik modu" seçmek için Modus tuşuna 3 basın.
3. İstenilen yoğunluğu seçmek için kontrol tuşlarına 6 basın. Kademe 1 en düşük, kademe 3 en yüksek ayardır.
4. Uygulamaya başlamak için Start/Pause tuşuna 4 basın.



- LCD göstergede belirtilen yüz alanına uygulayın. LCD göstergede, her yüz bölgesinin tedavi süresine ait geri sayım da görüntülenir. Zaman dolduktan sonra 2 bip sesi duyulur.
- 2 bip sesini duyduktan sonra, uygulama döngüsü tamamlanıncaya kadar göstergede görünen yüzün bir sonraki alanına geçin.
- Uygulama sırasında, istediğiniz zaman Start/Pause tuşuna basabilir ve ardından yüzdeki başka bir bölgeye gitmek için kontrol tuşlarını kullanabilirsiniz.

## 6.4 Manuel modda çalıştırma

Manuel mod hem yüz hem de vücut uygulamaları için uygundur. Bu modda, kendi uygulama sisteminizi takip edebilirsiniz. Uygulama süreleri hakkında bilgilendirilmeyecek, kullanım yönergeleri almayacaksınız. Ancak Timer, süresi geçen uygulama süresi hakkında bilgi verir:

1. Cihazı açmak için Power tuşuna 5 basın.
2. "Manuel" i seçmek için Modus tuşuna 3 basın.

- İstenilen yoğunluğu seçmek için kontrol tuşlarına **6** basın. Kademe 1 en düşük, kademe 3 en yüksek ayardır.
- Uygulamaya başlamak için Start/Pause tuşuna **4** basın.

## 7. Temizleme ve bakım

### DUYURU! HASAR TEHLİKESİ!

- Temizlemeden ve yedek parça değişikliğinden önce daima cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.
- Cihazı veya parçaları asla suya veya başka sıvılara batırmayın. Gövdeye ne su ne de başka sıvının girmemesine dikkat edin.
- Aşındırıcı temizleyiciler, metal veya naylon fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.

#### 7.1 Muhafaza ve şarj cihazının temizlenmesi

- Cihazı **1** ve şarj cihazını **7** nemli bir bezle silin (şarj cihazının pimi veya cihazın altındaki delikle temastan kaçının).
- Cihazı ve şarj cihazını kuru bir bezle tamamen kurularak silin.

#### 7.2 Başlığın temizlenmesi

- Her kullanımdan sonra, başlığı (**8** / **9** / **10** / **11**) cihazdan çıkarın ve ölü deri hücrelerini ve yabancı cisimleri uzaklaştırmak için iç kısmı dikkatli şekilde fırça **16** ile temizleyin.
- Başlıkların dış taraflarını nemli bir bezle iyice silin.
- Tamamen kurumaya bırakın.

#### 7.3 Filtrenin değiştirilmesi

En iyi sonuçları elde etmek için filtre düzenli olarak değiştirilmelidir. Ölü deri hücreleri veya yabancı cisimler gibi partiküllerin motora girmesini önlemek için daima filtrenin takıldığından emin olun.

- Başlığı (**8** / **9** / **10** / **11**) dikkatlice çıkarın ve filtreyi **14** imha edin.
- Yerine yeni bir filtre takın ve başlığı yeniden geçirin.

## 7.4 Contanın deęiřtirilmesi

Conta, hasarlı veya yıpranmıřsa deęiřtirilmelidir. Daima contanın takıldıęından emin olun. Aksi takdirde cihaz dűzgűn alıřmaz.

1. Bařlıęı (8 / 9 / 10 / 11) dikkatlice ıkarın, ve contayı 15 imha edin.
2. Yerine yeni bir conta takın ve bařlıęı yeniden geirin.

## 8. Saklama

- Torbada 17 saklanmadan nce, tűm paralar tamamen kuru olmalıdır. řarjı cihazını 7, cihaz standı olarak da kullanabilirsiniz.
- USB kablosunu 13 cihazın etrafına sarmayın.

## 9. Arıza arama

Sizin de dűzeltebileceęiniz kűűk arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Ařaęıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise bařvurun. Cihazı kendiniz tamir etmeyin.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Cihaz ařılmıyor.	USB adaptrűnűn řarj cihazına kesin řekilde takılmasını ve en az bir saat boyunca alıřan bir elektrik prizine baęlanması saęlayın. LCD gstergesindeki pil sembolű, cihazın řarj edildięini gstermelidir. Pil sembolű yanmazsa, teknik servisimize bařvurun.
Cihaz artık emmiyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bařlıktaki kılcal atlakları, delikleri veya bořlukları dikkatlice kontrol edin.</li><li>• Bařlıęı ıkarın ve contanın takıldıęından emin olun. Herhangi bir atlaęa rastlarsanız veya contanın bulunmaması halinde, yerine yeni conta takın.</li><li>• Bařlıęı ıkarın ve filtrenin takıldıęından emin olun. Filtrenin ařınmıř olduęunu veya ok sayıda lű cilt hűcresi ve yabancı cismin var olduęunu tespit ederseniz, yeni filtre takın.</li><li>• Bu zűmler sorunu gidermez ise teknik servisimize bařvurun.</li></ul>

Başlık (8 / 9 / 10) yeterince sert değil.

Deri hücreleri zamanla başlık üzerinde birikerek daha yumuşak olduğu hissini verir. Üzerine cilt partiküllerinin yapışmaması için başlığı nemli bir bezle temizleyin. Başlıklar yılda bir kez veya yıpranmışlar ise daha sık değiştirilmelidir. Yedek başlıklar ve filtreler, cihazı satın aldığınız bayiden temin edilebilir. Bunları doğrudan [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) web sitemizden de sipariş edebilirsiniz.

## 10. Teknik servis

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanma kılavuzunu PDF olarak [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31(0)180-330550

E-posta: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## 11. Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Teknik servisimiz size her zaman yardıma hazırdır!

## 12. İmha

### 12.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

### 12.2 Filtre ve contanın imhası

Kullanılmış veya bozuk filtreleri ve contaları eyaletinizdeki veya ülkenizdeki yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.

### 12.3 Cihazın imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



#### **Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!**

Cihaz artık kullanılmıyorsa, **eyaletinizdeki veya ülkenizdeki geçerli yasalara göre imha edin.**

Böylece, eski cihazların kurallara uygun biçimde ve çevreye olumsuz bir etkisi olmadan imha edilmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar

burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

### 13. Teknik bilgiler

Model:	ND9002
Giriş gerilimi:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Çıkış gerilimi:	5 V DC, 0,5 A
Koruma sınıfı	
- Cihaz:	III
- USB adaptörü:	II
Ölçüler (Y x G x D)	
- Cihaz:	183 x 51 x 48 mm
- Şarj cihazı:	53,5 x 76,6 x 76,6 mm
Ağırlık:	133,5 g

#### **USB güç adaptörü**

Model numarası:	PS06H050K0500EU (EU)
Giriş gerilimi:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Çıkış gerilimi:	5 V === 0,5 A 2,5 W
Koruma sınıfı:	II
Koruma türü:	IP20



<b>Yayınlanan veriler</b>	<b>Değer ve hassasiyet</b>	<b>Birim</b>
Üreticinin adı veya markası, ticari sicil numarası ve adres:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Model adı:	PS06H050K0500EU(EU)	
Giriş gerilimi:	100–240	V
Alternatif akım giriş frekansı:	50/60	Hz
Çıkış voltajı:	5	V
Çıkış akımı:	0,5	A
Çıkış gücü:	2,5	W
Çalışma esnasında ortalama verim:	68,19	%
Düşük yükte verim (10 %):	24,52	%
Yüksüz durumda elektrik tüketimi:	0,1	W

TR

## **Avvertenze legali**

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

**IT** Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silk'n Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silk'n Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Sommario

<b>1.</b>	<b>Dotazione/Parti dell'apparecchio</b>	<b>148</b>
<b>2.</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>148</b>
2.1	Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	148
2.2	Spiegazione dei simboli	148
<b>3.</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>149</b>
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	149
3.2	Avvertenze di sicurezza	150
<b>4.</b>	<b>Controllare l'apparecchio e la dotazione</b>	<b>154</b>
<b>5.</b>	<b>Ricarica</b>	<b>154</b>
<b>6.</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>155</b>
6.1	Consigli per il trattamento	156
6.2	Installazione accessorio	157
6.3	Funzionamento in modalità automatica	157
6.4	Funzionamento in modalità manuale	158
<b>7.</b>	<b>Pulizia e manutenzione</b>	<b>158</b>
7.1	Pulizia dell'involucro e della stazione di ricarica	159
7.2	Pulire l'accessorio	159
7.3	Cambiare il filtro	159
7.4	Cambiare l'anello di tenuta	159
<b>8.</b>	<b>Conservazione</b>	<b>159</b>
<b>9.</b>	<b>Ricerca anomalie</b>	<b>160</b>
<b>10.</b>	<b>Servizio di assistenza clienti</b>	<b>161</b>
<b>11.</b>	<b>Informazioni sulla garanzia</b>	<b>161</b>
<b>12.</b>	<b>Smaltimento</b>	<b>162</b>
12.1	Smaltire l'imballaggio	162
12.2	Smaltire il filtro e l'anello di tenuta	162
12.3	Smaltire l'apparecchio	162
<b>13.</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>162</b>

# 1. Dotazione/Parti dell'apparecchio

- |   |                                |    |                                     |
|---|--------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | Apparecchio                    | 10 | Accessorio di diamante per il corpo |
| 2 | Display LCD                    | 11 | Accessorio massaggiante             |
| 3 | Tasto modalità                 | 12 | Adattatore USB                      |
| 4 | Tasto avvio/pausa              | 13 | Cavo USB                            |
| 5 | Tasto accensione               | 14 | Filtro, 30×                         |
| 6 | Tasti di comando               | 15 | Anello di tenuta, 5×                |
| 7 | Supporto/stazione di ricarica  | 16 | Spazzola per la pulizia             |
| 8 | Accessorio di diamante sottile | 17 | Sacchetto                           |
| 9 | Accessorio di diamante normale |    |                                     |

IT

## 2. Informazioni generali

### 2.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso appartengono al presente ReVit Prestige (di seguito chiamato solo "apparecchio"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare ferimenti o danni all'apparecchio.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per un uso successivo. In caso di cessione dell'apparecchio, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

### 2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sull'apparecchio stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti pittogrammi e le seguenti parole d'avvertimento.



## AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

# AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.



Questo simbolo di avvertimento fornisce informazioni utili per la manipolazione e l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme applicabili nel Regno Unito.



Questo simbolo indica apparecchi elettrici di classe di protezione 2 (adattatore USB).



Questo simbolo indica apparecchi elettrici di classe di protezione 3 (apparecchio).



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo all'uso domestico (in ambienti chiusi e asciutti).



Non usare l'apparecchio nei pressi di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori pieni d'acqua.

## 3. Sicurezza

### 3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

L'apparecchio è concepito esclusivamente per il peeling della cute, la stimolazione della crescita di nuove cellule e la stimolazione della circolazione sanguigna nella cute e provvede ad una pelle più liscia e fresca. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato, domestico e non in ambito professionale.

Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose e danni alle persone.


Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

## 3.2 Avvertenze di sicurezza

### **AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**

- Allacciare l'apparecchio solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sull'adattatore USB.
- Collegare l'adattatore USB solo ad una presa di corrente facilmente accessibile in modo da poter staccarlo rapidamente in caso di guasto della rete elettrica.
- Per l'apparecchio utilizzare esclusivamente i componenti compresi nella fornitura.
- Non utilizzare l'apparecchio quando è danneggiato o quando la stazione di ricarica, l'adattatore USB o il cavo USB sono difettosi. Per le riparazioni o una sostituzione rivolgersi al produttore o all'assistenza post-vendita.
- Non aprire l'involucro, ma far eseguire la riparazione a personale qualificato. Rivolgersi alla nostra assistenza post-vendita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. In quest'apparecchio ci sono parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione dai rischi.
- Non utilizzare accessori non indicati dal produttore.

- Non utilizzare l'apparecchio durante la doccia o quando si fa un bagno. Non posizionare mai l'apparecchio in posizione tale che possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- Mai immergere l'apparecchio né qualcun altro componente in acqua o altri liquidi.
- Non afferrare mai un apparecchio elettrico se è caduto in acqua. In tal caso staccare immediatamente l'adattatore USB.
- Non inserire oggetti nell'involucro.
- Spegnerne sempre l'apparecchio e staccare l'adattatore USB dalla presa di corrente quando non lo utilizzate, quando sostituite i componenti, quando lo pulite e o quando è guasto.
- Non toccare mai l'adattatore USB né il cavo USB con mani bagnate o umide.
- Tenere l'apparecchio e tutti i componenti lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Mettere in posa il cavo USB in modo tale che nessuno possa inciamparvi.
- Non piegare il cavo USB e non farlo passare lungo spigoli vivi.
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi.

 **AVVERTIMENTO! PERICOLO PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O CON DEFICIT DI ESPERIENZA E CONOSCENZA.**

- L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone di età inferiore ai 16 anni con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o la mancanza di esperienza e conoscenza previste, a meno che non vengano sorvegliate da un responsabile della loro sicurezza o sono stati da tale persona istruiti per l'uso sicuro dell'apparecchio. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utilizzatore non vanno eseguiti da bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- Tenere l'apparecchio e tutti i componenti lontano dai bambini. I componenti piccoli possono causare il soffocamento in caso vengano ingoiati o ispirati.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con il film d'imballaggio. I bambini potrebbero rimanere intrappolati e soffocare.

**! AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!**

- Non utilizzare l'apparecchio sulle palpebre, nell'orbita oculare, intorno a zone con acne volgare o in zone con eruzioni cutanee o ferite.
- Non utilizzare l'apparecchio in modo concentrato su una parte della cute e non passare per più di 3 volte l'apparecchio sullo stesso punto.



- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio mentre funziona.
- Se si presentano reazioni non normali come prurito, infiammazioni fastidiose o graffi, smettere subito di utilizzare l'apparecchio.

### **Prima di utilizzare l'apparecchio, rivolgersi al vostro medico in caso...**

- di allergie, irritazioni cutanee o malattie della pelle,
- di gravidanza,
- non siate sicuri se l'apparecchio è idoneo.

IT

### **AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!**

- Posizionare l'apparecchio su una superficie facilmente accessibile, piatta, asciutta e sufficientemente stabile. Non posizionare l'apparecchio al bordo della superficie.
- Utilizzare l'apparecchio con cautela. Se fate cadere l'apparecchio il involucro o il motore possono essere danneggiati.
- Fare sempre attenzione che il filtro sia inserito per evitare che delle sostanze estranee entrino nel motore.
- Non utilizzare più l'apparecchio quando i componenti sono strappati, rotti o deformati. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Non posizionare né stoccare l'apparecchio in zone o locali umidi.

## 4. Controllare l'apparecchio e la dotazione

### AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Se si apre la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti e non si presta sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito l'apparecchio. Quindi nell'aprire la confezione fare molta attenzione.
1. Estrarre tutti i pezzi dalla confezione.
  2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A**).
  3. Controllare che l'apparecchio o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare l'apparecchio. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

IT

## 5. Ricarica

### AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Non ricaricare l'apparecchio durante l'uso o quando è umido. Prima della ricarica assicurarsi che sia asciutto.
- Ricaricare l'apparecchio solo con la stazione di ricarica a corredo e l'adattatore USB e il cavo USB a corredo.
- Ricaricare l'apparecchio a temperature tra 0 e 40 °C.
- Staccare sempre l'apparecchio dopo aver terminato il procedimento di ricarica.



La ricarica completa dell'apparecchio dura 3 ore ca. Se la ricarica è conclusa, sul display LCD viene visualizzato lo stato di carica completa.

### Opzione 1 (per collegamento alla rete):

1. Inserire l'apparecchio **(1)** nella stazione di ricarica **(7)**, posizionando l'apertura della parte inferiore sul perno della stazione di ricarica.
2. Collegare il cavo USB **(13)** alla stazione di ricarica e collegare l'apposito connettore USB con l'adattatore USB **(12)**.
3. Infilare l'adattatore USB in una presa di corrente.

### Opzione 2 (per collegamento USB):

1. Collegare il cavo USB **(13)** alla stazione di ricarica **(7)**, quando l'apparecchio è inserito in modo corretto nella stazione.
2. Collegare il connettore USB con una compatibile fonte di alimentazione USB.

IT

## 6. Utilizzo



- Pulire prima del primo utilizzo tutte le parti dell'apparecchio come viene descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".
- Prima dell'utilizzo assicurarsi che il filtro, l'anello di tenuta e l'accessorio desiderato siano stati installati in modo regolare.
- Prima di trattare per la prima volta una zona cutanea, eseguire in un punto un test di tolleranza cutanea. Se non si verificano effetti collaterali, iniziare il trattamento.
- Iniziare sempre con il livello di aspirazione più basso e trattare le singole zone durante il primo trattamento o sino a quando avete determinato la regolazione ideale di trattamento per al massimo 2 volte.
- Non utilizzare ulteriori prodotti di trattamento come oli o pomate.
- Dopo 9 minuti di funzionamento continuo, l'apparecchio si spegne automaticamente. Si consiglia di limitare la durata di un trattamento del viso a un massimo di 4 minuti.



- Nel caso di una bassa capacità della batteria, l'apparecchio avvisa ogni 30 secondi emettendo 2 segnali acustici e il simbolo della batteria su display LCD lampeggia. Informazioni sulla ricarica dell'apparecchio si trovano al capitolo "Ricarica".

## 6.1 Consigli per il trattamento

- Utilizzare l'apparecchio al massimo 2 volte alla settimana. Limitare la durata del trattamento del viso ogni volta a un massimo di 4 minuti. Durante il trattamento del corpo passare l'apparecchio sulle singole zone per al massimo 3 volte.
- Per il vostro trattamento scegliere l'accessorio giusto:

**IT** **Accessorio di diamante sottile (8)**: questo è l'accessorio per il trattamento più delicato delle zone più sensibili e difficilmente accessibili del viso, come per es. per le zone circostanti gli occhi, il naso e la bocca.

**Accessorio di diamante normale (9)**: questo è l'accessorio standard per il trattamento di tutti i tipi di pelle ed è adatto a rimuovere le cellule cutanee morte e per stimolare la crescita di cellule nuove e la circolazione sanguigna. Adatto per viso e collo.

**Accessorio di diamante per il corpo (10)**: questo è l'accessorio in diamante più grande per le parti del corpo, p.es. le braccia e le gambe.

**Accessorio massaggiante (11)**: per massaggiare la cute e stimolare la circolazione sanguigna. Adatto a tutti i tipi di cute.

- Prima di utilizzare l'apparecchio lavare attentamente il viso o la parte del corpo da trattare e asciugarlo o asciugarla tamponando con un asciugamano morbido. Utilizzare l'apparecchio sulla cute nuda.
- Muovere l'accessorio eseguendo movimenti brevi e regolari sulla cute, prestando attenzione. Nel caso di trattamento del viso seguire le seguenti istruzioni:
  - Guance:** far scorrere l'apparecchio dall'interno verso l'esterno.
  - Naso:** far scorrere l'apparecchio su tutto il naso verso il basso.
  - Mento:** far scorrere l'apparecchio lungo la mascella verso il basso.
  - Fronte:** far scorrere l'apparecchio su ambedue i lati dal centro verso l'esterno.

**Occhi:** far scorrere l'apparecchio tra gli occhi e le orecchie verso l'esterno. Non far scorrere direttamente sulla zona sotto gli occhi o sulle palpebre e restare al di fuori delle orbite oculari.

**Collo:** Far scorrere l'apparecchio verso il basso.

- Dopo il trattamento lavare la zona trattata con acqua fredda per rimuovere lo sporco restante e asciugare tamponando e prestando attenzione. Per un'ottima efficacia del trattamento applicare un tonico per il viso, un siero o una crema per riducendo i pori e curare la pelle.
- Macchie e arrossamenti leggeri dopo il trattamento sono del tutto normali e dovrebbero sparire entro 24 ore. Durante un trattamento efficace di dermoabrasione lo strato più esterno della cute viene rimosso in modo delicato. Ciò può causare leggeri disturbi e arrossamenti.
- Se si presentano reazioni non normali come prurito, infiammazioni fastidiose o graffi, smettere subito di utilizzare l'apparecchio.

## 6.2 Installazione accessorio



- Prima di applicare o cambiare l'accessorio assicurarsi che l'apparecchio sia spento e staccato dalla corrente elettrica.
  - Assicurarsi sempre che siano montati un filtro e l'anello di tenuta. Per informazioni sul cambio vedasi, se necessario, il capitolo "Cambiare il filtro" o "Cambiare l'anello di tenuta".
1. Applicare l'accessorio desiderato (8 / 9 / 10 / 11) all'apparecchio.
  2. Prima dell'utilizzo assicurarsi che la sede dell'accessorio sia ben fissa.

## 6.3 Funzionamento in modalità automatica

La modalità automatica è adatta solo i per il trattamento del viso.

1. Premere il tasto accensione (5), per accendere l'apparecchio.
2. Premere il tasto modalità (3), per selezionare la "modalità automatica".
3. Premere i tasti di comando (6), per selezionare l'intensità desiderata. Il livello 1 è il livello più basso, mentre il livello 3 è quello più alto.
4. Premere il tasto avvio/pausa (4), per iniziare il trattamento.



- Avviare il trattamento della zona del viso indicata sul display LCD. Sul display LCD viene inoltre visualizzato il countdown per la durata del trattamento delle singole zone del viso. Appena la durata è scaduta, si sentiranno 2 segnali acustici.
- Quando si sentono i 2 segnali acustici passare sempre alla successiva zona del viso che viene visualizzata sul display, sino a quando si è terminato il ciclo di trattamento.
- Durante il trattamento si può premere il tasto avvio/pausa in qualunque momento e successivamente i tasti di comando per passare ad un'altra zona del viso.

**IT**

## 6.4 Funzionamento in modalità manuale

La modalità manuale è adatta sia per i trattamenti del viso che per quelli del corpo. In questa modalità potete seguire il vostro sistema di trattamento. Non riceverete informazioni sulla durata del trattamento, né istruzioni per l'uso. Il timer vi informerà, però, sul tempo di trattamento già scaduto.

1. Premere il tasto accensione **5**, per accendere l'apparecchio.
2. Premere il tasto modalità **3**, per selezionare "manuale".
3. Premere i tasti di comando **6**, per selezionare l'intensità desiderata. Il livello 1 è il livello più basso, mentre il livello 3 è quello più alto.
4. Premere il tasto avvio/pausa **4**, per iniziare il trattamento.

## 7. Pulizia e manutenzione

### AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Prima della pulizia o sostituzione di pezzi di ricambio spegnere sempre l'apparecchio e staccarlo dalla corrente elettrica.
- Mai immergere l'apparecchio né i componenti in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che né l'acqua o altri liquidi finiscano nel involucri.
- Non usare detergenti abrasivi, spazzole metalliche o setole in nylon e utensili taglienti in metallo per la pulizia, come

coltelli, mastice duro e simili.

### **7.1 Pulizia dell'involucro e della stazione di ricarica**

1. Strofinare l'apparecchio (1) e la stazione di ricarica (7) con un panno umido (evitare il contatto con il perno dalla stazione di ricarica o con l'apertura della parte inferiore dell'apparecchio).
2. Asciugare completamente l'apparecchio e la stazione di ricarica con un panno asciutto.

### **7.2 Pulire l'accessorio**

1. Dopo ogni utilizzo rimuovere l'accessorio (8 / 9 / 10 / 11) dall'apparecchio e, facendo attenzione, pulire la parte interna con la spazzola (16), per rimuovere le cellule morte della cute o corpi estranei.
2. Strofinare, facendo attenzione, le parti esterne degli accessori utilizzando un panno umido.
3. Far asciugare completamente.

### **7.3 Cambiare il filtro**

Per ottenere risultati ottimi, il filtro deve essere cambiato regolarmente. Assicurarsi sempre, che il filtro sia inserito per evitare che le particelle, come p.es. le cellule morte della cute o corpi estranei possano penetrare nel motore.

1. Rimuovere l'accessorio facendo attenzione (8 / 9 / 10 / 11), e smaltire il filtro (14).
2. Sostituirlo con un filtro nuovo e riapplicare l'accessorio.

### **7.4 Cambiare l'anello di tenuta**

L'anello di tenuta deve essere sostituito solo se è danneggiato o usurato. Assicurarsi sempre che l'anello di tenuta sia montato. In caso contrario l'apparecchio non funzionerà regolarmente.

1. Rimuovere, facendo attenzione, l'accessorio (8 / 9 / 10 / 11), e smaltire l'anello di tenuta (15).
2. Sostituirlo con un anello di tenuta nuovo e riapplicare l'accessorio.

## **8. Conservazione**

- Prima della conservazione nel sacchetto (17) tutti i componenti devono essere completamente asciutti. Potete usare anche la stazione di ricarica (7) come supporto per l'apparecchio.
- Mai avvolgere il cavo USB (13) intorno all'apparecchio.

## 9. Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che potete eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare l'apparecchio da sé.

Malfunzionamento	Possibile causa e rimedio
L'apparecchio non si accende.	Assicurarsi che l'adattatore USB sia collegato in modo sicuro con la stazione di ricarica e sia allacciato ad una presa di corrente funzionante da almeno un'ora. Il simbolo della batteria sul display LCD dovrebbe indicare che l'apparecchio viene ricaricato. Se il simbolo della batteria non si accende, rivolgetevi alla nostra assistenza post-vendita.
L'apparecchio non aspira più.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare attentamente l'accessorio se sono presenti microcrepe, buchi o fessure.</li><li>• Rimuovere l'accessorio e assicurarsi che l'anello di tenuta sia montato. Se constatate crepe o se manca l'anello di tenuta, sostituirlo con un anello di tenuta di ricambio.</li><li>• Rimuovere l'accessorio e assicurarsi che il filtro sia montato. Se constatate che il filtro è usurato o se vi sono molte cellule morte della cute o corpi estranei, sostituirlo con un filtro nuovo.</li><li>• Se il problema non può essere risolto tramite queste soluzioni, si prega di contattare la nostra assistenza post-vendita.</li></ul>



L'accessorio (8 / 9 / 10) non è abbastanza ruvido.

Col passare del tempo sull'accessorio si raccolgono cellule della cute e quindi diventerà più morbido al tatto. Pulire l'accessorio con un panno umido in modo che non restino attaccate le particelle della cute. Gli accessori devono essere sostituiti ogni anno o, nel caso fossero usurati, anche più spesso. Gli accessori di ricambio e il filtro sono disponibili presso il commerciante ove avete acquistato l'apparecchio. Potete anche ordinare direttamente sul nostro Sito internet [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

IT

## 10. Servizio di assistenza clienti

Ulteriori informazioni sui prodotti di Silk'n si trovano al vostro sito regionale Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Se l'apparecchio dovesse essere danneggiato o difettoso, è necessario ripararlo o se avete bisogno del nostro aiuto, vi preghiamo di rivolgervi al centro di assistenza tecnica Silk'n più vicino. Potete anche scaricare il manuale d'uso dal sito [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) sotto forma di file PDF.

Numero del servizio: +31(0)180-330550

Email: [servizioclientiit@silkn.eu](mailto:servizioclientiit@silkn.eu)

## 11. Informazioni sulla garanzia

La garanzia di questo prodotto è pari a due anni secondo le regole e le leggi europee. La vastità della garanzia per questo prodotto si limita a vizi tecnici, causati da processi di produzione sbagliati. Nel caso voleste rivendicare i diritti di garanzia, si prega di procurarsi le istruzioni presso il nostro servizio di assistenza clienti che forse è in grado di risolvere il vostro problema, senza che il prodotto debba essere restituito al negozio o al nostro centro di assistenza tecnica. Il nostro servizio di assistenza clienti sarà lieta di aiutarvi!

## 12. Smaltimento

### 12.1 Smaltire l'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

### 12.2 Smaltire il filtro e l'anello di tenuta

Smaltire filtri o anelli di tenuta usati o difettosi secondo le norme vigenti nel vostro stato federale o paese.

IT

### 12.3 Smaltire l'apparecchio

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



**Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti nella normale spazzatura domestica!**

Nel caso l'apparecchio non fosse più utilizzabile, **smaltirlo secondo le norme vigenti nel vostro stato federale o nel proprio paese.** In questo

modo è sicuro che gli apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici vengono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

## 13. Dati tecnici

Modello:	ND9002
Tensione d'ingresso:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Tensione d'uscita:	5 V DC, 0,5 A
Classe di protezione	
- Apparecchio:	III
- Adattatore USB:	II
Dimensioni (A x L x P)	
- Apparecchio	183 x 51 x 48 mm
- Stazione di ricarica	53,5 x 76,6 x 76,6 mm
Peso:	133,5 g

## Alimentatore USB

Numero di modello:	PS06H050K0500EU (EU)
Tensione d'ingresso:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Tensione d'uscita:	5 V === 0,5 A 2,5 W
Classe di protezione:	II
Grado di protezione:	IP20

Dati pubblicati	Valore ed esattezza	Unità di misura
Nome o marchio del produttore, numero d'iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Identificativo del modello:	PS06H050K0500EU(EU)	
Tensione d'ingresso:	100–240	V
Frequenza della corrente alternata d'ingresso:	50/60	Hz
Tensione d'uscita:	5	V
Corrente in uscita:	0,5	A
Potenza in uscita:	2,5	W
Rendimento medio in modo attivo:	68,19	%
Rendimento a carico ridotto (10 %):	24,52	%
Consumo energetico a vuoto:	0,1	W

## Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V. patentrettigheter.

NO

Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

Silk'n Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silk'n Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Innhold

<b>1.</b>	<b>Leveringsomfang/apparatets deler</b>	<b>166</b>
<b>2.</b>	<b>Generelle opplysninger</b>	<b>166</b>
2.1	Les og ta vare på bruksanvisningen	166
2.2	Symbolforklaring	166
<b>3.</b>	<b>Sikkerhet</b>	<b>167</b>
3.1	Riktig bruk	167
3.2	Sikkerhetsanvisninger	168
<b>4.</b>	<b>Kontroller apparat og leveringsomfang</b>	<b>171</b>
<b>5.</b>	<b>Lading</b>	<b>172</b>
<b>6.</b>	<b>Betjening</b>	<b>172</b>
6.1	Behandlingstips	173
6.2	Montere komponent	174
6.3	Drift i automodus	174
6.4	Drift i manuell modus	175
<b>7.</b>	<b>Rengjøring og vedlikehold</b>	<b>175</b>
7.1	Rengjøre hus og ladestasjon	176
7.2	Rengjøre komponent	176
7.3	Bytte filter	176
7.4	Bytte pakning	176
<b>8.</b>	<b>Oppbevaring</b>	<b>176</b>
<b>9.</b>	<b>Feilsøking</b>	<b>177</b>
<b>10.</b>	<b>Kundeservice</b>	<b>178</b>
<b>11.</b>	<b>Garantiinformasjon</b>	<b>178</b>
<b>12.</b>	<b>Avfallsbehandling</b>	<b>178</b>
12.1	Kassere emballasjen	178
12.2	Kassere filter og pakning	178
12.3	Kassere apparatet	178
<b>13.</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>179</b>

# 1. Leveringsomfang/apparatets deler

- |   |                     |    |                    |
|---|---------------------|----|--------------------|
| 1 | Apparat             | 10 | Kroppsdiamantenhet |
| 2 | LCD-skjerm          | 11 | Massasjeenhet      |
| 3 | Modustast           | 12 | USB-adapter        |
| 4 | Start/pausetast     | 13 | USB-kabel          |
| 5 | Av/på-tast          | 14 | Filter, 30 stk     |
| 6 | Styretaster         | 15 | Pakning, 5 stk     |
| 7 | Stativ/ladestasjon  | 16 | Rengjøringsbørste  |
| 8 | Fin diamantenhet    | 17 | Pose               |
| 9 | Normal diamantenhet |    |                    |

NO

## 2. Generelle opplysninger

### 2.1 Les og ta vare på bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen hører til ReVit Prestige (heretter kalt "apparatet"). Den inneholder viktige informasjonen om oppstart og bruk.

Les bruksanvisningen nøye, særlig sikkerhetsanvisningene, før du tar apparatet i bruk. Hvis du ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på apparatet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir apparatet videre til tredjeperson, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

### 2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på apparatet eller på emballasjen.



## ADVARSEL!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med en middels risikograd, som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

## LES DETTE!

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle bestemmelser som kommer til anvendelse i Storbritannia.



Dette symbolet kjennetegner elektriske apparater av beskyttelsesklasse II (USB-adapter).



Dette symbolet kjennetegner elektriske apparater av beskyttelsesklasse III (apparat).



Apparater som er merket med dette symbolet egner seg bare til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).



Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar, dusj, vaskeservant eller andre vannfylte beholdere.

## 3. Sikkerhet

### 3.1 Riktig bruk

Apparatet er utelukkende konsipert til peeling av huden, stimulering av veksten av friske, nye celler og stimulering av blodsirkulasjonen i huden og sørger for glattere og friskere hud. Det er utelukkende bestemt til privat bruk i husholdningen og ikke til det næringsmessige området.

Apparatet skal bare bruke slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader.

Produsenten eller forhandleren overtar intet ansvar for tingskader eller personskader som er oppstått som følge av feil eller uriktig bruk.

NO

## 3.2 Sikkerhetsanvisninger

### **ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!**

- Apparatet skal bare kobles til hvis spenningen i stikkontakten stemmer overens med dataene på USB-adapteren.
- USB-adapteren skal bare kobles til en lett tilgjengelig stikkontakt, slik at du kan trekke den ut raskt ved en feil.
- Bruk bare de medfølgende delene til apparatet.
- NO** • Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller hvis ladestasjonen, USB-adapteren eller USB-kabelen er defekt. Henvend deg til produsenten eller kundeservice for reparasjon eller bytte for å unngå risiko.
- Du må ikke åpne apparatet, men overlate reparasjonen til fagfolk. Henvend deg da til vår kundeservice. Ved reparasjoner utført på egen hånd, ukyndig tilkobling eller feil betjening er ansvars- og garantikrav utelukket.
- Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige apparatspesifikasjonene. I dette apparatet befinner det seg elektriske og mekaniske deler som er helt nødvendige for beskyttelse mot farekilder.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er angitt av produsenten.
- Ikke bruk apparatet mens du dusjer eller tar



et bad. Ikke plasser apparatet slik at det kan falle badekaret eller vasken.

- Ikke dypp apparatet eller noen av delene i vann eller andre væsker.
- Du må aldri gripe etter et elektrisk apparat som har falt i vannet. I et slikt tilfelle må du straks skille USB-adapteren fra strømnettet.
- Ikke stikk gjenstander inn i huset.
- Slå alltid av apparatet og trekk USB-adapteren ut av stikkkontakten når du ikke lenger bruker det, når du bytter deler, når du rengjør det eller når det foreligger en feil.
- Ta aldri tak i USB-adapteren eller USB-kabelen med våte eller fuktige hender.
- Hold apparatet og alle delene unna åpen ild og varme overflater.
- Legg USB-kabelen slik at ingen snubler i den.
- Ikke knekk USB-kabelen og ikke legg den over skarpe kanter.
- Apparatet skal kun benyttes innendørs.

 **ADVARSEL! FARE FOR BARN OG PERSONER MED REDUSERTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER ELLER MED MANGLENDE ERFARING OG KUNNSKAP.**

- Apparatet er ikke beregnet til bruk av personer under 16 år eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, bortsett fra hvis de er under

tilsyn fra en person som har ansvar for sikkerheten deres eller har fått opplæring av denne personen i sikker bruk av apparatet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn.

- Oppbevar apparatet og samtlige deler utilgjengelig for barn. Smådelene kan føre til kvelning hvis de svelges eller pustes inn.
- Pass på at barn ikke leker med plastemballasjen. De kan sette seg fast i den og bli kvalt.

NO

## **ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- Ikke bruk apparatet på øyelokkene, i øyehulen, rundt områder med betent akne eller på områder med utslett eller sår.
- Ikke bruk apparatet konsentrert på ett sted på huden og ikke før apparatet mer enn 3 ganger over samme sted.
- La aldri apparatet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Dersom det oppstår unormale reaksjoner som kløe, ubehagelig betennelser eller kloremerker, skal du straks slutte å bruke apparatet.

### **Kontakt fastlegen din før bruk av apparatet hvis ...**

- du lider av allergier, hudirritasjon eller hudsykdommer,
- du er gravid,

- du ikke er sikker på om apparatet egner seg for deg.

## LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Plasser apparatet på en lett tilgjengelig, jevn, tørr og tilstrekkelig stabil overflate. Ikke plasser apparatet ved kanten av overflaten.
- Håndter apparatet forsiktig. Dersom apparatet faller ned, kan huset eller motoren bli skadet.
- Pass alltid på at det er satt inn et filter for å unngå at fremmedlegemer kommer inn i motoren.
- Ikke bruk apparatet hvis deler er sprukket, brukket eller deformert. Skadede deler skal bare erstattes med tilsvarende originale reservedeler.
- Ikke plasser eller oppbevar apparatet i fuktige områder eller rom.

NO

## 4. Kontroller apparat og leveringsomfang

### LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan apparatet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.
1. Ta alle delene ut av emballasjen.
  2. Kontroller om leveringen er fullstendig (se **fig. A**).
  3. Kontroller om apparatet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke apparatet. Henvend deg til vår kundeservice.

## 5. Lading

### ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Ikke lad apparatet mens det brukes, eller hvis det er fuktig. Forsikre deg om at apparatet er tørt før du lader det.
- Apparatet skal bare lades med ladestasjonen som fulgte med og den medfølgende USB-adapteren og USB-kabelen.
- Lad apparatet ved temperaturer mellom 0 og 40 °C.
- Skill alltid apparatet fra laderen etter at ladeprosessen er avsluttet.



Fullstendig lading av apparatet varer ca. 3 timer. Når ladeprosessen er ferdig, vises full ladestatus på LCD-skjermen.

#### Mulighet 1 (via nettilkobling):

1. Sett apparatet **1** på ladestasjonen **7** ved at du setter åpningen på undersiden på stiften i ladestasjonen.
2. Koble USB-kabelen **13** til ladestasjonen og forbind den tilhørende USB-pluggen med USB-adapteren **12**.
3. Sett USB-adapteren i en stikkontakt.

#### Mulighet 2 (via USB-port):

1. Koble USB-kabelen **13** til ladestasjonen **7** mens apparatet er satt inn der forskriftsmessig.
2. Forbind USB-pluggen med en kompatibel USB-strømkilde.

## 6. Betjening



- Før du bruker apparatet for første gang, må du rengjøre alle delene av apparatet som beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".



- Forsikre deg om at filteret, pakningen og den ønskede komponenten er installert forskriftsmessig.
- Før du behandler et hudparti for første gang, må du teste et sted om huden din tåler det. Hvis det ikke oppstår noen bivirkninger, kan du begynne med behandlingen.
- Begynn alltid med laveste sugetrinn og behandle de enkelte områdene ved den første behandlingen eller maksimum to ganger til du har funnet den ideelle behandlingssinnstillingen.
- Ikke bruk andre behandlingsprodukter som oljer eller kremer i tillegg.
- Etter 9 minutters sammenhengende drift kobles apparatet ut automatisk. Det anbefales å begrense varigheten av en ansiktsbehandling til maksimum 4 minutter.
- Når batterikapasiteten er lav, kommer det i 30-sekundersrytme en advarsel fra apparatet i form av 2 pipetoner, og batterisymbolet på LCD-skjermen blinker. Opplysninger om lading av apparatet finner du i kapittelet "Lading".

**NO**

## 6.1 Behandlingstips

- Bruk apparatet maksimum to ganger i uka. Begrens varigheten på ansiktsbehandlingen til maksimum 4 minutter per gang. Ved en kroppsbehandling skal du føre apparatet maksimum tre ganger over de enkelte stedene.
- Velg en passende komponent til behandlingen:
  - Fin diamantenhet (8)**: dette er den fineste behandlingskomponenten til de ømfintlige og vanskelig tilgjengelige områdene i ansiktet som øyeparti, nese og munn.
  - Normal diamantenhet (9)**: dette er standardbehandlingskomponenten til alle hudtyper, og den egner seg til fjerning av døde hudceller og til å stimulere veksten av nye celler samt blodsirkulasjonen. Passer til ansikt og hals.
  - Kroppsdiamantenhet (10)**: dette er den største diamantkomponenten til kroppsdelene som armer og bein.
  - Massasjeenhet (11)**: til å massere huden og stimulere blodsirkulasjonen. Passer til alle hudtyper.
- Før du bruker apparatet, må du vaske grundig ansiktet eller kroppsdelene som skal behandles, og klappe huden tørr med et mykt håndkle. Apparatet brukes rett på bar hud.

- Før komponenten med korte og jevne bevegelser forsiktig over huden. Ved en ansiktsbehandling skal du følge de følgende anvisningene:  
**Kinn:** Før apparatet innenfra og utover.  
**Nese:** Før apparatet nedover over hele nesa.  
**Hake:** Før apparatet nedover langs kjevepartiet.  
**Panne:** Før apparatet fra midten og ut til sidene på begge sider.  
**Øyeparti:** Før apparatet utover mellom øyet og øret. Ikke stryk rett over området under øynene eller på øyelokkene og hold deg utenfor øyehulen.  
**Hals:** Før apparatet nedover.
- Etter behandlingen skal du vaske det behandlede området med kaldt vann for å fjerne resterende smuss og klappe huden tørr forsiktig. For å få optimal virkning av behandlingen skal du påføre ansiktsvann, serum eller en krem for å forminske porene og pleie huden.
- Lett flekkdannelse og rødme etter behandlingen er helt normalt og bør gi seg innen 24 timer. Ved en effektiv dermabrasjonsbehandling (hudsliping) fjernes det ytre hudlaget skånsomt. Dette kan føre til lette plager og rødme.
- Dersom det oppstår unormale reaksjoner som kløe, ubehagelig betennelser eller kloremerker, skal du straks slutte å bruke apparatet.

NO

## 6.2 Montere komponent



- Før du monterer eller skifter komponent, må du forsikre deg om at apparatet er avslått og skilt fra strømforsyningen.
  - Du må alltid forsikre deg om at et filter og pakningen er montert. Opplysninger om bytte finner du ved behov i kapittelet "Bytte filter" eller "Bytte pakning".
1. Monter den ønskede komponenten (8 / 9 / 10 / 11) på apparatet.
  2. Pass på at den sitter godt fast før bruk.

## 6.3 Drift i automodus

Automodus egner seg bare til ansiktsbehandlinger.

1. Trykk på av/på-tasten (5) for å slå på apparatet.
2. Trykk på modustasten (3) for å velge "automodus".
3. Trykk på styretastene (6) for å velge ønsket intensitet. Trinn 1 er det laveste trinnet, mens trinn 3 er det høyeste trinnet.

4. Trykk på start/pausetasten **4** for å starte behandlingen.



- Behandle det ansiktsområdet som er angitt på LCD-skjermen. På LCD-skjermen vises dessuten nedteiling for behandlingstiden for de enkelte ansiktsområdene. Så snart tiden er ute, hører du to pipetoner.
- Gå alltid over til neste ansiktsområde som vises på skjermen, når du hører de to pipetonene, til hele behandlingssyklusen er ferdig.
- I løpet av behandlingen kan du når som helst trykke på start/pausetasten og deretter på styretastene for å gå over til et annet ansiktsområde.

#### **6.4 Drift i manuell modus**

Den manuelle modusen egner seg både til ansikts- og kroppsbehandlinger. I denne modusen kan du følge ditt eget behandlingssystem. Du får verken informasjon om behandlingstider eller anvisninger om bruk. Timeren informerer deg imidlertid om behandlingstiden som er gått.

1. Trykk på av/på-tasten **5** for å slå på apparatet.
2. Trykk på modustasten **3** for å velge "manuell".
3. Trykk på styretastene **6** for å velge ønsket intensitet. Trinn 1 er det laveste trinnet, mens trinn 3 er det høyeste trinnet.
4. Trykk på start/pausetasten **4** for å starte behandlingen.

## **7. Rengjøring og vedlikehold**

### **LES DETTE! FARE FOR SKADE!**

- Slå alltid av apparatet før rengjøring eller bytte av reservedeler, og koble det fra strømforsyningen.
- Ikke dypp apparatet eller delene i vann eller andre væsker. Pass på at verken vann eller andre væsker kommer inn i huset.
- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metall- eller nylonbust eller skarpe

eller metalliske rengjøringshjelpemidler som kniv, harde sparkler eller lignende.

## 7.1 Rengjøre hus og ladestasjon

1. Tørk av apparatet (1) og ladestasjonen (7) med en fuktig klut (unngå kontakt med stifen i ladestasjonen og åpningen på undersiden av apparatet).
2. Tørk apparatet og ladestasjonen helt tørre med et tørt håndkle.

## 7.2 Rengjøre komponent

1. Fjern alltid komponenten (8 / 9 / 10 / 11) fra apparatet etter bruk og rengjør innsiden forsiktig med børsten (16) for å fjerne døde hudceller og fremmedlegemer.
2. Tørk grundig av utsiden av komponenten med en fuktig klut.
3. La den tørke fullstendig.

## 7.3 Bytte filter

For å oppnå optimale resultater bør filteret byttes regelmessig. Pass på at filteret alltid settes inn for å forhindre at partikler som døde hudceller eller fremmedlegemer kommer inn i motoren.

1. Fjern forsiktig komponenten (8 / 9 / 10 / 11) og kast filteret (14).
2. Erstatt det med et nytt filter og sett på komponenten igjen.

## 7.4 Bytte pakning

Pakningen bør byttes når den er skadet eller slitt. Pass på at pakningen alltid er montert. Ellers fungerer ikke apparatet forskriftsmessig.

1. Fjern forsiktig komponenten (8 / 9 / 10 / 11) og kast pakningen (15).
2. Erstatt den med en ny pakning og sett på komponenten igjen.

## 8. Oppbevaring

- Før oppbevaring i posen (17) må alle delene være fullstendig tørre. Du kan også bruke ladestasjonen (7) som stativ for apparatet.
- USB-kabelen (13) skal ikke vikles rundt apparatet.



## 9. Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer apparatet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Det er ikke mulig å slå på apparatet.	Forsikre deg om at USB-adapteren er sikkert forbundet med ladestasjonen og har vært koblet til en funksjonsdyktig stikkontakt i minst én time. Batterisymbolet på LCD-skjermen skulle vise at apparatet lades. Dersom batterisymbolet ikke lyser, må du henvende deg til vår kundeservice.
Apparatet suger ikke mer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller komponenten omhyggelig for små sprekker, hull eller åpninger.</li><li>• Fjern komponenten og kontroller at pakningen er montert. Dersom du oppdager sprekker eller at pakningen mangler, må du bytte den ut med en reservepakning.</li><li>• Fjern komponenten og kontroller at filteret er montert. Hvis du oppdager at filteret er slitt eller hvis det er mange døde hudceller og fremmedlegemer der, må du bytte ut filteret med et nytt.</li><li>• Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til vår kundeservice.</li></ul>
Komponenten (8 / 9 / 10) er ikke grov nok.	Med tiden samler det seg hudceller på komponenten slik at den blir myk å ta på. Rengjør komponenten med en fuktig klut slik at ingen hudpartikler sitter fast på den. Komponentene bør byttes én gang i året eller oftere hvis de er slitt. Reservekomponenter og filtre kan kjøpes hos forhandleren der du kjøpte apparatet. Du kan også bestille direkte fra vår nettside på <a href="http://www.silkn.eu">www.silkn.eu</a> .

NO

## 10. Kundeservice

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'n-servicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som PDF-fil.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## 11. Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessene. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje du kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice hjelper deg alltid gjerne!

## 12. Avfallsbehandling

### 12.1 Kassere emballasjen



Sorter emballasjen når du kaster den. Kast papp og kartong som returpapir, plastfolier til plastgjenvinning.

### 12.2 Kassere filter og pakning

Brukte eller defekte filtre og pakninger skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende regler i din kommune.

### 12.3 Kassere apparatet

(Gjelder i Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



**Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!**

Når apparatet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den måten

sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte og negative innvirkninger på miljøet unngås. Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.

### 13. Tekniske data

Modell:	ND9002
Inngangsspenning:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Utgangsspenning:	5 V DC, 0,5 A
Beskyttelsesklasse	
- Apparat:	III
- USB-adapter:	II
Dimension (H × W × D)	
- Apparat:	183 × 51 × 48 mm
- Ladestasjon:	53,5 × 76,6 × 76,6 mm
Vekt:	133,5 g

#### USB-kontakt

Modellnummer:	PS06H050K0500EU (EU)
Inngangsspenning:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Utgangsspenning:	5 V === 0,5 A 2,5 W
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsgrad:	IP20

Publiserte data	Verdi og nøyaktighet	Enhet
Produsentens navn eller merke, foretaksregisternummer og adresse:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Modellnummer:	PS06H050K0500EU(EU)	
Inngangsspenning:	100–240	V
AC inngangsfrekvens:	50/60	Hz

NO

<b>Publiserte data</b>	<b>Verdi og nøyaktighet</b>	<b>Enhet</b>
Utgangsspenning:	5	V
Utgangsstrøm:	0,5	A
Utgangseffekt:	2,5	W
Gjennomsnittlig effekt ved bruk:	68,19	%
Effekt ved lav belastning (10 %):	24,52	%
Strømforbruk uten belastning:	0,1	W

NO

## Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

Silk'n Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentansökningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silk'n Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna  
www.silk'n.eu – info@silk'n.eu

# Innehåll

<b>1.</b>	<b>Leveransomfång/apparatens delar</b>	<b>183</b>
<b>2.</b>	<b>Allmän information</b>	<b>183</b>
2.1	Läs och spara bruksanvisningen	183
2.2	Symbolförklaring	183
<b>3.</b>	<b>Säkerhet</b>	<b>184</b>
3.1	Avsedd användning	184
3.2	Säkerhetsanvisningar	185
<b>4.</b>	<b>Kontrollera apparaten och leveran somfånget</b>	<b>188</b>
<b>5.</b>	<b>Laddning</b>	<b>189</b>
<b>6.</b>	<b>Användning</b>	<b>190</b>
6.1	Behandlingstips	190
6.2	Påsättning av rulle	191
6.3	Drift i auto-läge	191
6.4	Drift i manuellt läge	192
<b>7.</b>	<b>Rengöring och underhåll</b>	<b>192</b>
7.1	Rengöring av kåpa och laddningsstation	193
7.2	Rengöring av rullen	193
7.3	Byte av filter	193
7.4	Byte av packning	193
<b>8.</b>	<b>Förvaring</b>	<b>193</b>
<b>9.</b>	<b>Felsökning</b>	<b>194</b>
<b>10.</b>	<b>Kundtjänst</b>	<b>195</b>
<b>11.</b>	<b>Garantiinformation</b>	<b>195</b>
<b>12.</b>	<b>Avfallshantering</b>	<b>195</b>
12.1	Kassera förpackningen	195
12.2	Kassera filter och packning	195
12.3	Kassera apparaten	196
<b>13.</b>	<b>Tekniska data</b>	<b>196</b>

# 1. Leveransomfång/apparatens delar

- |   |                          |    |                          |
|---|--------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Apparat                  | 10 | Diamantrulle för kroppen |
| 2 | LCD-skärm                | 11 | Massagerulle             |
| 3 | Lägesknapp               | 12 | USB-adapter              |
| 4 | Start/paus-knapp         | 13 | USB-kabel                |
| 5 | På-knapp                 | 14 | Filter, 30×              |
| 6 | Kontrollknappar          | 15 | Packning, 5×             |
| 7 | Hållare/laddningsstation | 16 | Rengöringsborste         |
| 8 | Fin diamantrulle         | 17 | Påse                     |
| 9 | Normal diamantrulle      |    |                          |

## 2. Allmän information

SV

### 2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Den här bruksanvisningen medföljer denna ReVIt Prestige (nedan benämnd "apparaten"). Den innehåller viktig information om idrifttagning och användning.

Läs noga igenom bruksanvisningen, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, innan du använder apparaten. Underlåtenhet att följa denna bruksanvisning kan medföra personskador eller skador på apparaten.

Bruksanvisningen grundar sig på de normer och regler som gäller i Europeiska unionen. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet.

Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du överlämnar apparaten till någon annan är det viktigt att du bifogar den här bruksanvisningen.

### 2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här bruksanvisningen, på apparaten eller på förpackningen.



**VARNING!**

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

## OBS!

Detta signalord varnar för möjliga sakskador.



Denna signalsymbol ger dig användbar extra information om hantering och användning.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga föreskrifter i Storbritannien



Denna symbol finns på elektriska apparater i skyddsklass 2 (USB-adapter).



Denna symbol finns på elektriska apparater i skyddsklass 3 (apparat).



Apparater märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).



Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra vattenfyllda behållare.

## 3. Säkerhet

### 3.1 Avsedd användning

Apparaten är uteslutande avsedd för peeling av huden, tillväxtstimulering av friska nya celler och främjande av hudens blodcirkulation, vilket ger en slätare och fräschare hy. Den är uteslutande avsedd för privat bruk i hushållet och inte lämplig för kommersiella syften.

Använd apparaten endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till sakskador eller personskador. Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar inte för sak- eller personskada som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.



### 3.2 Säkerhetsanvisningar

#### **VARNING! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!**

- Apparaten får bara anslutas till eluttag där nätspänningen stämmer överens med data på USB-adaptorn.
- Anslut USB-adaptorn till ett lättillgängligt eluttag, så att du kan dra ur den snabbt vid en ev. driftstörning.
- Använd enbart medföljande delar för apparaten.
- Använd inte apparaten, om den är skadad eller om det är fel på laddningsstationen, USB-adaptorn eller USB-kabeln. Kontakta tillverkaren eller kundtjänst för reparation eller utbyte, för att undvika risker.
- Öppna inte kåpan, utan överlåt reparationen till utbildade reparatörer. Kontakta vår kundtjänst för sådana ärenden. Vid självständigt genomförda reparationer, felaktig anslutning eller felaktigt handhavande upphör garantin att gälla.
- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. I den här apparaten finns elektriska och mekaniska delar som är absolut nödvändiga för att skydda mot risker.
- Använd inga rullar som inte specificerats av tillverkaren.
- Använd inte apparaten i duschen eller med-

an du badar. Ställ inte apparaten så att den kan falla ned i ett badkar eller handfat.

- Doppa inte apparaten eller delar av den i vatten eller andra vätskor.
- Ta aldrig upp en elapparat som fallit i vattnet. Dra i så fall ur USB-adaptorn omedelbart.
- Stick inte in några föremål i kåpan.
- Stäng alltid av apparaten och dra ur USB-adaptorn ur eluttaget när den inte används, när du byter delar, när du rengör den eller när det är något fel.
- Ta aldrig i USB-adaptorn eller USB-kabeln med våta eller fuktiga händer.
- Håll apparaten och alla delar på avstånd från öppen eld och heta ytor.
- Placera USB-kabeln så att den inte utgör någon snubbelrisk.
- Vik inte USB-kabeln och lägg den inte över vassa kanter.
- Använd apparaten endast i utrymmen inomhus.



**VARNING! FARA FÖR BARN OCH PERSONER MED NEDSATT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP.**

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer under 16 år eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida det inte sker under uppsikt av

ansvarig person eller denna person gett instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan tillsyn.

- Håll apparaten och samtliga delar utom räckhåll för barn. Smådelar kan medföra kvävning om de sväljs eller kommer in i andningsvägarna.
- Se till att barn inte leker med plastförpackningen. De kan fastna i den när de leker och kvävas.

## **VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!**

SV

- Använd inte apparaten på ögonlocken, i ögonhålorna, i områden med inflammatorisk akne eller i områden med utslag eller sår.
- Använd inte apparaten koncentrerat på ett ställe på huden, och för inte apparaten över samma ställe mer än tre gånger.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under drift.
- Sluta omgående använda apparaten om onormala reaktioner som klåda, irriterande inflammationer eller rispor uppkommer.

### **Kontakta läkare innan du använder apparaten om...**

- du lider av allergier, hudirritation eller hudsjukdomar,
- du är gravid,

- du inte är säker på om apparaten är lämplig för dig.

## **OBS! RISK FÖR SKADOR!**

- Placera apparaten på en lättillgänglig, jämn, torr och tillräckligt stabil yta. Sätt inte apparaten för nära kanten.
- Hantera apparaten försiktigt. Om apparaten faller ned, kan kåpan eller motorn skadas.
- Se alltid till att ett filter finns på plats för att förhindra att det kommer in smuts eller skräp i motorn.
- Sluta använda apparaten om delar är spruckna, avbrutna eller deformerade. Ersätt skadade delar enbart med motsvarande originaldelar.
- Placera eller förvara apparaten i torra omgivningningar eller lokaler.

## **4. Kontrollera apparaten och leveransomfånget**


### **OBS! RISK FÖR SKADOR!**

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan apparaten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.
  1. Ta ut alla delar ur förpackningen.
  2. Kontrollera att leveransen är fullständig (se **bild A**).
  3. Kontrollera att apparaten och de enskilda delarna inte är skadade. Om så är fallet, ska du inte använda apparaten. Kontakta vår kundtjänst.





## 5. Laddning

### **VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!**



- Ladda inte apparaten, medan den används eller om den är fuktig. Se till att den är torr innan du sätter den på laddning.
- Ladda apparaten endast med medföljande laddningsstation och medföljande USB-adapter och USB-kabel.
- Ladda apparaten vid temperaturer mellan 0 och 40 °C.
- Koppla alltid bort apparaten när laddningsförloppet är avslutat.

 Det tar ca tre timmar att ladda apparaten helt. När laddningsförloppet är avslutat visas fullladdningsstatus på LCD-skärmen.

#### **Alternativ 1 (med nätanslutning):**

1. Sätt apparaten  på laddningsstationen , genom att passa in öppningen på undersidan mot stiftet på laddningsstationen.
2. Anslut USB-kabeln  till laddningsstationen och anslut tillhörande USB-kontakt till USB-adaptern .
3. Anslut USB-adaptern till ett eluttag.

#### **Alternativ 2 (med USB-anslutning):**

1. Anslut USB-kabeln  till laddningsstationen  när apparaten är ordentligt insatt i den.
2. Anslut USB-kontakten till en kompatibel USB-strömkälla.

## 6. Användning



- Rengör alla delar av apparaten före första användningen enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring och underhåll".
- Se till att filter, packning och önskad rulle är korrekt installerade.
- Gör ett hudtest på ett ställe innan du behandlar ett hudparti för första gången. Om det inte blir några biverkningar kan du påbörja behandlingen.
- Börja alltid med lägsta sugnivån, och behandla olika områden högst två gånger vid första behandlingen eller tills du hittat rätt inställning.
- Använd inga extra behandlingsprodukter som oljor eller salvor.
- Efter nio minuters kontinuerlig drift stänger apparaten av sig själv. Det rekommenderas att begränsa en ansiktsbehandling till högst fyra minuter.
- Vid låg laddningsstatus avger apparaten med 30 sekunders intervall en varning i form av två pip, och batterisymbolen på LCD-skärmen blinkar. Information om att ladda apparaten hittar du i kapitlet "Laddning".

SV

### 6.1 Behandlingstips

- Använd apparaten högst två gånger i veckan. Begränsa behandlingens längd till högst fyra minuter per gång. För apparaten högst tre gånger över samma ställe vid en kroppsbehandling.
- Välj en lämplig rulle för behandlingen:

**Fin diamantrulle (8):** Detta är den finare behandlingsrullen för känsliga och svårtillgängliga områden i ansiktet som ögonparti, näsa och mun.

**Normal diamantrulle (9):** Detta är standardbehandlingsrullen för alla hudtyper, och den passar för att avlägsna döda hudceller, stimulera tillväxt av nya celler och främja blodcirkulationen. Passar för ansikte och hals.

**Diamantrulle för kroppen (10):** Detta är den större diamantrullen för kroppsdelar som armar och ben.

**Massagerulle (11):** För att massera huden och främja blodcirkulationen. Passar alla hudtyper.

- Tvätta grundligt ansiktet eller kroppsdelen som ska behandlas innan apparaten används, och torka torrt med en mjuk handduk. Apparaten används på den nakna huden.
- Flytta rullen försiktigt över huden i korta och jämna tag. Följ nedanstående anvisningar vid en ansiktsbehandling:
  - Kinder:** För apparaten inifrån och utåt.
  - Näsa:** För apparaten nedåt över hela näsan.
  - Haka:** För apparaten nedåt längs käkpartiet.
  - Panna:** För apparaten från mitten och utåt på båda sidor.
  - Ögonparti:** För apparaten utåt mellan ögon och öron. Stryk inte direkt över området under ögonen eller på ögonlocken, och håll apparaten utanför ögonhålorna.
  - Hals:** För apparaten nedåt.
- Tvätta efter behandlingen av området med kallt vatten för att ta bort smutsrester, och torka försiktigt torrt. Applicera ansiktsvatten, serum eller crème för optimal effekt av behandlingen, för att dra samman porerna och vårda huden.
- En lätt fläckbildning och rodnad efter behandlingen är helt normal och bör försvinna inom 24 timmar. Vid en effektiv peeling-behandling avlägsnas det yttre hudskiktet på ett skonsamt sätt. Det kan medföra lätta besvär och rodnader.
- Sluta omgående använda apparaten om onormala reaktioner som klåda, irriterande inflammationer eller rispor uppkommer.

## 6.2 Påsättning av rulle



- Se till att apparaten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen innan rullen sätts på eller byts ut.
  - Se alltid till att filter och packning sitter på plats. Information om byte hittar du i kapitlet "Byte av filter" eller "Byte av packning".
1. Sätt på önskad rulle (8 / 9 / 10 / 11) på apparaten.
  2. Se till att rullen sitter fast innan du använder apparaten.

## 6.3 Drift i auto-läge

Auto-läget är endast lämpligt för ansiktsbehandlingar.

1. Tryck på på-knappen 5 för att sätta på apparaten.
2. Tryck på lägesknappen 3 för att välja "auto-läge".
3. Tryck på kontrollknapparna 6 för att välja önskad intensitet. Nivå 1 är den lägsta nivån, och nivå 3 är den högsta.

4. Tryck på start/paus-knappen **4** för att starta behandlingen.



- Behandla det ansiktsparti som anges på LCD-skärmen. På LCD-skärmen visas dessutom en nedräkning för behandlingstiden av de olika ansiktspartierna. Så snart tiden gått hörs två pip.
- Byt alltid till nästa ansiktsparti som visas på displayen, när de två pipen kommer, tills behandlingscykeln är avslutad.
- Under behandlingen kan du alltid trycka på start/paus-knappen och därefter kontrollknapparna för att byta till ett annat ansiktsparti.

#### 6.4 Drift i manuell läge

Det manuella läget passar för både ansikts- och kroppsbehandling. I detta läge kan du följa ditt eget behandlingssystem. Du får ingen information om behandlingstid, och inga anvisningar om användning. Timern informerar däremot om hur länge behandlingen pågått.

SV

1. Tryck på på-knappen **5** för att sätta på apparaten.
2. Tryck på lägesknappen **3** för att välja "Manuell".
3. Tryck på kontrollknapparna **6** för att välja önskad intensitet. Nivå 1 är den lägsta nivån, och nivå 3 är den högsta.
4. Tryck på start/paus-knappen **4** för att starta behandlingen.

## 7. Rengöring och underhåll

### OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Stäng alltid av apparaten före rengöring eller byte av reservdelar, och koppla loss den från strömförsörjningen.
- Doppa aldrig apparaten eller delar av den i vatten eller andra vätskor. Se till att varken vatten eller andra vätskor kommer in i kåpan.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel, borstar med metall- eller nylonborst eller vassa eller metalliska rengöringsverktyg som knivar, hårda skrapor eller liknande.



## 7.1 Rengöring av kåpa och laddningsstation

1. Torka av apparaten (1) och laddningsstationen (7) med en fuktig trasa (undvik kontakt med stiftet på laddningsstationen och med öppningen på undersidan av apparaten).
2. Torka apparaten och laddningsstationen med en torr trasa tills den är helt torr.

## 7.2 Rengöring av rullen

1. Ta efter varje användning bort rullen (8 / 9 / 10 / 11) från apparaten, och rengör insidan försiktigt med borsten (16) för att avlägsna hudceller och främmande föremål.
2. Torka av utsidan av rullarna noggrant med en fuktig trasa.
3. Låt dem torka helt.

## 7.3 Byte av filter

För att få bästa möjliga resultat, bör filtret bytas regelbundet. Se alltid till att filtret är insatt för att förhindra att partiklar som döda hudceller eller främmande föremål kommer in i motorn.

1. Ta försiktigt bort rullen (8 / 9 / 10 / 11) och kassera filtret (14).
2. Byt ut det mot ett nytt filter, och sätt på rullen igen.

## 7.4 Byte av packning

Packningen bör bara bytas ut om den är skadad eller sliten. Se alltid till att packningen sitter på plats. I annat fall fungerar apparaten inte på rätt sätt.

1. Ta försiktigt bort rullen (8 / 9 / 10 / 11), och kassera packningen (15).
2. Byt ut den mot en ny packning och sätt på rullen igen.

## 8. Förvaring

- Innan delarna läggs undan i påsen (17) måste alla delarna vara helt torra. Du kan även använda laddningsstationen (7) som hållare för apparaten.
- Linda inte USB-kabeln (13) kring apparaten.

## 9. Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte apparaten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Apparaten startar inte.	Se till att USB-adaptorn är rätt ansluten till laddningsstationen och att den varit ansluten till ett fungerande eluttag i minst en timme. Batterisymbolen på LCD-skärmen bör ange att apparaten laddar. Kontakta vår kundtjänst om inte batterisymbolen lyser.
Apparaten suger inte längre.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att rullen inte har mikrosprickor, hål eller andra skador.</li><li>• Ta bort rullen och se till att packningen sitter på plats. Om packningen är sprucken eller saknas, sätts en ny packning in.</li><li>• Ta bort rullen och se till att filtret sitter på plats. Om du konstaterar att filtret är förbrukat eller fullt av döda hudceller och främmande föremål, byter du till ett nytt filter.</li><li>• Om problemet inte kan avhjälpas med dessa lösningar, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.</li></ul>
Rullen (8 / 9 / 10) är inte tillräckligt grov.	På rullen ansamlas det med tiden hudceller så att den känns mjukare. Rengör rullen med en fuktig trasa för att få bort hudpartiklarna. Rullarna bör bytas ut varje år eller oftare om de är slitna. Utbytesrullar och filter finns hos återförsäljaren, där du köpte apparaten. Du kan även beställa dem direkt på vår webbplats <a href="http://www.silkn.eu">www.silkn.eu</a> .

## 10. Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som pdf.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-post: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## 11. Garantiinformation

Den här produkten täcks av en tvåårig garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantis omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. De kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

SV

## 12. Avfallshantering

### 12.1 Kassera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

### 12.2 Kassera filter och packning

Sopsortera förbrukade eller defekta filter och packningar på motsvarande sätt enligt gällande bestämmelser i ditt land.

## 12.3 Kasserer apparaten

(Tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



### **Kasserade apparater får inte kastas i hushållssoporna!**

Om apparaten inte längre kan användas, **ska den sopsorteras enligt lagar och bestämmelser i ditt land.** På så sätt säkerställs att elektriska och

elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

## 13. Tekniska data

Modell:	ND9002
Ingångsspänning:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Utgångsspänning:	5 V DC, 0,5 A
Skyddsklass	
- Apparat:	III
- USB-adapter:	II
Dimensioner (H × B × D)	
- Apparat:	183 × 51 × 48 mm
- Laddningsstation:	53,5 × 76,6 × 76,6 mm
Vikt:	133,5 g

### **USB-nätadapter**

Modellnummer:	PS06H050K0500EU (EU)
Ingångsspänning:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Utgångsspänning:	5 V === 0,5 A 2,5 W
Skyddsklass:	II
Kapslingsklass:	IP20

<b>Publicerade uppgifter</b>	<b>Värde och noggrannhet</b>	<b>Enhet</b>
Tillverkarens namn eller märke, handelsregister-nummer och adress:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Modellidentifiering:	PS06H050K0500EU(EU)	
Ingångsspänning:	100–240	V
AC-ingångsfrekvens:	50/60	Hz
Utgångsspänning:	5	V
Utgångsström:	0,5	A
Utgångseffekt:	2,5	W
Genomsnittlig effektivitet vid drift:	68,19	%
Effektivitet vid låg belastning (10 %):	24,52	%
Strömförbrukning vid nollbelastning:	0,1	W

## Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

DA

Silkn Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silkn Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Indhold

<b>1.</b>	<b>Leveringsomfang/apparatdele</b>	<b>200</b>
<b>2.</b>	<b>Generelle informationer</b>	<b>200</b>
2.1	Læs og opbevar brugsanvisningen	200
2.2	Symbolforklaring	200
<b>3.</b>	<b>Sikkerhed</b>	<b>201</b>
3.1	Tilsigtet brug	201
3.2	Sikkerhedsoplysninger	202
<b>4.</b>	<b>Kontroller apparatet og leveringsomfanget</b>	<b>205</b>
<b>5.</b>	<b>Opladning</b>	<b>206</b>
<b>6.</b>	<b>Betjening</b>	<b>207</b>
6.1	Behandlingstips	207
6.2	Anbring hovedet	208
6.3	Drift i auto-modus	208
6.4	Drift i manuel modus	209
<b>7.</b>	<b>Rengøring og vedligeholdelse</b>	<b>209</b>
7.1	Rengør kabinnet og oplader	210
7.2	Rengør hovedet	210
7.3	Udskift filter	210
7.4	Udskift tætningsring	210
<b>8.</b>	<b>Opbevaring</b>	<b>210</b>
<b>9.</b>	<b>Fejlsøgning</b>	<b>211</b>
<b>10.</b>	<b>Kundeservice</b>	<b>212</b>
<b>11.</b>	<b>Garantiinformationer</b>	<b>212</b>
<b>12.</b>	<b>Bortskaffelse</b>	<b>212</b>
12.1	Bortskaf emballage	212
12.2	Bortskaf filter og tætningsring	212
12.3	Bortskaf apparatet	212
<b>13.</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>213</b>

# 1. Leveringsomfang/apparatdele

- |   |                      |    |                   |
|---|----------------------|----|-------------------|
| 1 | Apparat              | 10 | Kropsdiamanthoved |
| 2 | LCD-display          | 11 | Massagehoved      |
| 3 | Modustast            | 12 | USB-adapter       |
| 4 | Start/Pause-tast     | 13 | USB-kabel         |
| 5 | Power-tast           | 14 | Filter, 30×       |
| 6 | Styringstaster       | 15 | Tætningsring, 5×  |
| 7 | Stativ/oplader       | 16 | Rengøringsbørste  |
| 8 | Fint diamanthoved    | 17 | Pose              |
| 9 | Normalt diamanthoved |    |                   |

## 2. Generelle informationer

DA

### 2.1 Læs og opbevar brugsanvisningen



Denne brugsanvisning hører til denne ReVit Prestige (i det følgende kaldt "apparat"). Den indeholder vigtige oplysninger til ibrugtagningen og brugen.

Læs brugsanvisningen, især sikkerhedsoplysningerne, grundigt igennem, inden du anvender apparatet. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på apparatet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser.

Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver apparatet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

### 2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på apparatet eller på emballagen.



## ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.



## BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer om håndteringen og brugen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle Storbritanniens gældende regler og lovgivninger.



Dette symbol markerer elektriske apparater af beskyttelsesklasse 2 (USB-adapter).



Dette symbol markerer elektriske apparater af beskyttelsesklasse 3 (apparat).



Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnet til brug i hjemmet (i tørre indendørsrum).



Anvend ikke apparatet i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der er fyldt med vand.

## 3. Sikkerhed

### 3.1 Tilsigtet brug

Apparatet er udelukkende beregnet til peeling af huden, stimulation af væksten af sunde nye celler og stimulation af blodcirkulationen i huden og sørger for en mere glat og frisk teint. Det er udelukkende beregnet til privat brug i hjemmet og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse.

Apparatet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskader.

Producenten eller forhandleren hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.


### 3.2 Sikkerhedsoplysninger

#### ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Tilslut kun apparatet, hvis netspændingen i stikkontakten er i overensstemmelse med dataene på USB-adapteren.
- Tilslut kun USB-adapteren til en nemt tilgængelig stikkontakt, så du hurtigt kan afbryde den fra el-nettet i tilfælde af forstyrrelse.
- Anvend udelukkende de medfølgende dele til apparatet.
- Anvend ikke apparatet, hvis det er beskadiget, eller hvis opladeren, USB-adapteren eller USB-kablet er defekt. Henvend dig til producenten eller kundeservice med henblik på en reparation for at undgå risici.
- Åbn ikke kabinettet, men overlad reparationen til fagfolk. Henvend dig i den forbindelse til vores kundeservice. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening bortfalder hæftelses- og garantikrav.
- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette apparat findes der elektriske og metalliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Anvend ingen hoveder, som ikke er blevet angivet af producenten.
- Anvend ikke apparatet i en brusekabine eller

i et badekar. Placer ikke apparatet på en sådan måde, at det kan falde ned i et badekar eller en håndvask.

- Apparatet og samtlige dele må ikke dyppes ned i vand eller andre væsker.
- Grib aldrig efter et el-apparat, efter det er faldet i vandet. I et sådant tilfælde skal USB-adapteren omgående frakobles.
- Stik ikke nogen genstande ind i kabinettet.
- Sluk altid apparatet, og træk USB-adapteren ud af stikkontakten, når du ikke anvender det, ved rengøring, eller hvis der foreligger en fejl.
- Rør aldrig ved USB-adapteren eller USB-kablet med våde eller fugtige hænder.
- Hold apparatet og alle dele væk fra åben ild og varme overflader.
- Udlæg USB-kablet således, at man ikke kan falde over det.
- USB-kablet må ikke bøjes sammen og placeres over skarpe kanter.
- Anvend kun apparatet indendørs.

 **ADVARSEL! FARER FOR BØRN OG PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG VIDEN.**

- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer under 16 år eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er

under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis denne person har instrueret dem i den sikre brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Hold apparatet og samtlige dele utilgængelige for børn. Små dele kan føre til kvælning, hvis de bliver slugt eller indåndet.
- Sikr, at børn ikke leger med plastemballagen. De kan hænge fast i den under leg og kvæles i den.

DA

## ADVARSEL! SKADESFARE!

- Anvend ikke apparatet på øjenlåget, i øjenhulen, omkring områder med betændt akne eller i områder med udslæt eller sår.
- Anvend ikke apparatet koncentreret på et sted på huden, og før ikke apparatet oftere end 3 gange over det samme sted.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn under driften.
- Hvis der optræder unormale reaktioner som f.eks. kløe, ubehagelige betændelser eller ridser, må du ikke længere anvende apparatet.

### **Kontakt din læge inden anvendelsen af apparatet, hvis...**

- du lider under allergi, hudirritation eller hudsygdomme,
- du er gravid,

- du ikke er sikker på, om apparatet egner sig til dig.

## **BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!**

- Placer apparatet på en let tilgængelig, jævn, tør og tilstrækkelig stabil overflade. Placer ikke apparatet på kanten af overfladen.
- Behandl apparatet forsigtigt. Hvis du lader apparatet falde, kan kabinettet eller motoren blive beskadiget.
- Sørg altid for, at der er isat et filter for at forhindre, at der kommer eksterne stoffer ind i motoren.
- Anvend ikke længere apparatet, hvis dele er revnet, brudt eller deforme. Erstat beskadigede dele kun med tilsvarende originale reservedele.
- Placer eller opbevar ikke apparatet i fugtige områder eller rum.

## **4. Kontroller apparatet og leveringsomfanget**

### **BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!**

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan apparatet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.
1. Tag alle dele ud af emballagen.
  2. Kontroller, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
  3. Kontroller, om apparatet eller delene er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende apparatet. Henvend dig til vores kundeservice.

## 5. Opladning

### ADVARSEL! SKADESFARE!

- Oplad ikke apparatet, mens det anvendes, eller hvis det er fugtigt. Sikr inden opladningen, at det er tørt.
- Oplad apparatet kun med den medfølgende oplader og den medfølgende USB-adapter og USB-kablet.
- Oplad apparatet ved temperaturer mellem 0 og 40 °C.
- Frakobl altid apparatet, når opladningen er afsluttet.

DA



Den fuldstændige opladning af apparatet varer ca. 3 timer. Når opladningen er afsluttet, vises fuld opladningsstatus på LCD-displayet.

#### Mulighed 1 (med nettilslutning):

1. Sæt apparatet **1** på opladeren **7** ved at sætte åbningen på undersiden på opladerens stift.
2. Tilslut USB-kablet **13** til opladeren, og forbind det tilhørende USB-stik med USB-adapteren **12**.
3. Sæt USB-adapteren ind i en stikkontakt.

#### Mulighed 2 (med USB-tilslutning):

1. Tilslut USB-kablet **13** til opladeren **7**, mens apparatet er sat korrekt i den.
2. Forbind USB-stikket med en kompatibel USB-strømkilde.

## 6. Betjening



- Rengør alle dele af apparatet inden den første brug som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".
- Sikr inden brug, at filteret, tætningsringen og det ønskede hoved er blevet installeret korrekt.
- Inden du behandler et hudparti for første gang, skal du udføre en hudtest på et sted. Hvis der ikke optræder nogen bivirkninger, kan du begynde med behandlingen.
- Begynd altid med det laveste sugetrin, og behandl de enkelte områder maks. 2 gange ved den første behandling, eller indtil du har fundet frem til den ideelle behandlingsindstilling.
- Anvend ingen yderligere behandlingsprodukter som f.eks. olier eller salver.
- Efter 9 minutters vedvarende drift slukkes apparatet automatisk. Det anbefales at begrænse varigheden af en ansigtsbehandling til maks. 4 minutter.
- Ved lav batterikapacitet udsender apparatet hvert 30. sekund en advarsel i form af 2 biplyde, og batterisymbolet på LCD-displayet blinker. Informationer om opladning af apparatet finder du i kapitlet "Opladning".

DA

### 6.1 Behandlingstips

- Anvend apparatet maks. 2 gange om ugen. Begræns varigheden af ansigtsbehandlingen til maks. 4 minutter. Før apparatet ved en kropsbehandling maks. 3 gange over de enkelte steder.
- Vælg et egnet hoved til din behandling:

**Fint diamanthoved (8)**: Dette er et finere behandlingshoved til de følsomme og vanskeligt tilgængelige ansigtsområder som f.eks. øjne, næse og mund.

**Normalt diamanthoved (9)**: Dette er standard-behandlingshovedet til alle hudtyper, og det egner sig til at fjerne døde hudceller og til at stimulere væksten af nye celler samt blodcirkulationen. Eget til ansigt og hals.

**Kropsdiamanthoved (10)**: Dette er et større diamanthoved til kropsdele som f.eks. arme og ben.

**Massagehoved (11)**: Til at massere huden og stimulere blodcirkulationen. Eget til alle hudtyper.

- Vask dit ansigt eller den kropsdel, der skal behandles, grundigt inden brug af apparatet, og dup det/den tørt med et blødt håndklæde. Apparatet anvendes på nøgen hud.
- Bevæg hovedet forsigtigt over huden med korte og ensartede træk. Følg følgende anvisninger ved en ansigtsbehandling:

**Kinder:** Før apparatet udad indefra.

**Næse:** Før apparatet nedad over hele næsen.

**Hage:** Før apparatet nedad langs kæben.

**Pande:** Før apparatet på begge sider udad fra midten.

**Øjne:** Før apparatet udad mellem øjnene og ørerne. Stryg ikke direkte over området under øjenene eller på øjenlågene, og hold dig uden for øjenhulen.

**Hals:** Før apparatet nedad.

- Vask det behandlede område efter behandlingen med koldt vand for at fjerne resterende snavs, og dup det forsigtigt tørt. Med henblik på en optimal virkning af behandlingen kan der påføres ansigtvand, et serum eller en creme for at formindske porerne og pleje huden.
- Få pletter og let rødmen efter behandlingerne er helt normalt og bør gå i sig selv i løbet af 24 timer. Ved en effektiv dermabrasionsbehandling fjernes det ydre hudlag skånsomt. Det kan føre til lette smerter og rødmen.
- Hvis der optræder unormale reaktioner som f.eks. kløe, ubehagelige betændelser eller ridser, må du ikke længere anvende apparatet.

## 6.2 Anbring hovedet



- Sikr inden anbringelsen eller udskiftningen af hovedet, at apparatet er slukket og frakoblet fra strømforsyningen.
- Sikr altid, at et filter og tætningsringen er monteret. Informationer om udskiftningen finder du ved behov i kapitlet "Udskift filter" eller "Udskift tætningsring".

1. Anbring det ønskede hoved (8 / 9 / 10 / 11) på apparatet.
2. Kontroller inden brug, om hovedet sidder fast.

## 6.3 Drift i auto-modus

Auto-modusen er kun egnet til ansigtsbehandlinger.

1. Tryk på Power-tasten (5) for at tænde apparatet.
2. Tryk på Modus-tasten (3) for at vælge "Auto-modus".



- Tryk på styringstasterne **6** for at vælge den ønskede intensitet. Trin 1 er det laveste trin, mens trin 3 er det højeste trin.
- Tryk på Start/Pause-tasten **4** for at starte behandlingen.



- Behandl det ansigtsområde, der er angivet på LCD-displayet. På LCD-displayet vises desuden en nedtælling for behandlingstiden af de enkelte ansigtsområder. Når tiden er udløbet, kan du høre 2 biplyde.
- Skift altid til det næste ansigtsområde, der vises på displayet, når du kan høre 2 biplyde, indtil behandlingscyklussen er afsluttet.
- Under behandlingen kan du til enhver tid trykke på Start/Pause-tasten og efterfølgende på styringstasterne for at skifte til et andet ansigtsområde.

#### **6.4 Drift i manuel modus**

Den manuelle modus er både egnet til ansigts- og kropsbehandlinger. I denne modus kan du følge dit eget behandlingssystem. Du informeres hverken om behandlingstider eller får anvisninger om brugen. Timeren informerer dig dog om den allerede udløbne behandlingstid.

- Tryk på Power-tasten **5** for at tænde apparatet.
- Tryk på Modus-tasten **3** for at vælge "Manual".
- Tryk på styringstasterne **6** for at vælge den ønskede intensitet. Trin 1 er det laveste trin, mens trin 3 er det højeste trin.
- Tryk på Start/Pause-tasten **4** for at starte behandlingen.

## **7. Rengøring og vedligeholdelse**

### **BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!**

- Sluk altid apparatet inden rengøring eller udskiftning af reservedele, og frakobl det fra strømforsyningen.
- Apparatet og delene må aldrig dyppes ned i vand eller andre væsker. Sikr, at der hverken kommer vand eller andre væsker ind i kabinettet.

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler, børster med metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spatler eller lignende.

### 7.1 Rengør kabinet og oplader

1. Tør apparatet (1) og opladeren (7) af med en fugtig klud (undgå kontakt med opladerens stift eller med åbningen på apparatets underside).
2. Tør apparatet og opladeren helt tørt med en tør klud.

### 7.2 Rengør hovedet

1. Fjern hovedet (8 / 9 / 10 / 11) efter hver brug fra apparatet, og rengør indersiden forsigtigt med børsten (16) for at fjerne døde hudceller og fremmedlegemer.
2. Tør hovedets ydersider grundigt af med en fugtig klud.
3. Lad dem tørre helt.

### 7.3 Udskift filter

For at opnå optimale resultater bør filteret udskiftes regelmæssigt. Sikr altid, at filteret er sat i for at forhindre, at partikler som f.eks. døde hudceller eller fremmedlegemer kommer ind i motoren.

1. Fjern hovedet (8 / 9 / 10 / 11) forsigtigt, og bortskaf filteret (14).
2. Erstat det med et nyt filter, og anbring hovedet igen.

### 7.4 Udskift tætningsring

Tætningsringen bør kun udskiftes, hvis den er beskadiget eller slidt. Sikr altid, at tætningsringen er monteret. Ellers fungerer apparatet ikke korrekt.

1. Fjern hovedet (8 / 9 / 10 / 11) forsigtigt, og bortskaf tætningsringen (15).
2. Erstat den med en ny tætningsring, og anbring hovedet igen.

## 8. Opbevaring

- Inden opbevaringen i posen (17) skal alle dele være helt tørre. Du kan også bruge opladeren (7) som stativ for apparatet.
- Vikl ikke USB-kablet (13) omkring apparatet.

## 9. Fejlsøgning

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke apparatet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Apparatet kan ikke tændes.	Sikr, at USB-adapteren er sikkert forbundet med opladeren og har været tilsluttet til en funktionsdygtig stikkontakt i mindst en time. Batterisymbolet på LCD-displayet bør angive, at apparatet oplader. Hvis batterisymbolet ikke lyser, så kontakt kundeservice.
Apparatet suger ikke mere.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller hovedet omhyggeligt for revner, huller eller sprækker.</li><li>• Fjern hovedet, og sikr, at tætningsringen er monteret. Hvis du registrerer revner, eller at tætningsringen mangler, skal du erstatte den med en erstatningstætningsring.</li><li>• Fjern hovedet, og sikr, at filteret er monteret. Hvis du registrerer, at filteret er slidt, eller hvis der er mange døde hudceller og fremmedlegemer, skal du erstatte det med et nyt filter.</li><li>• Hvis problemet ikke kan udbedres med disse løsninger, så kontakt kundeservice.</li></ul>
Hovedet (8 / 9 / 10) er ikke groft nok.	På hovedet samler der sig med tiden hudceller, så det føles blødere. Rengør hovedet med en fugtig klud, så der ikke bliver hudpartikler hængende på det. Hovederne bør udskiftes årligt eller oftere, hvis de er slidte. Erstatningshoveder og -filtre fås hos den forhandler, hvor du har købt apparatet. Du kan også bestille dem direkte på vores website på <a href="http://www.silkn.eu">www.silkn.eu</a> .

DA

## 10. Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som PDF.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-mail: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## 11. Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

## 12. Bortskaffelse

### 12.1 Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

### 12.2 Bortskaf filter og tætningsring

Bortskaf brugte eller defekte filtre og tætningsringe iht. de regler, der gælder i dit land.

### 12.3 Bortskaf apparatet

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



**Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!**

Hvis dit apparat ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land.** Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes

fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste symbol.

### 13. Tekniske data

Model:	ND9002
Indgangsspænding:	100–240 V, ~50/60 Hz, 0,25 A
Udgangsspænding:	5 V DC, 0,5 A
Beskyttelsesklasse	
- Apparat:	III
- USB-adapter:	II
Mål (H × B × D)	
- Apparat:	183 × 51 × 48 mm
- Oplader:	53,5 × 76,6 × 76,6 mm
Vægt:	133,5 g

#### USB-netstikdel

Modelnummer:	PS06H050K0500EU (EU)
Indgangsspænding:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,25 A
Udgangsspænding:	5 V === 0,5 A 2,5 W
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsestype:	IP20

DA

Offentliggjorte data	Værdi og præcision	Enhed
Producentens navn eller mærke, handelsregister-nummer og adresse:	Shenzhen Flypower Technology Co., Ltd. Building A2, Haosan Linpokeng 2nd Industry Zone, Nanpu Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China	
Modelbetegnelse:	PS06H050K0500EU(EU)	
Indgangsspænding:	100–240	V
Indgangsvekselstrøm-frekvens:	50/60	Hz

Udgangsspænding:	5	V
Udgangsstrøm:	0,5	A
Udgangseffekt:	2,5	W
Gennemsnitlig effektivitet ved brug:	68,19	%
Effektivitet ved lav belastning (10 %):	24,52	%
Strømforbrug ved nulbelastning:	0,1	W

DA

2301\_001\_MULTII



# Silk'n<sup>®</sup>

Beautiful Technology

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam  
The Netherlands

Silk'n UK Ltd.  
2nd Floor, De Burgh House  
Market Road, Wickford, Essex, SS12 0FD  
United Kingdom

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) • [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



© 2023 Silk'n Beauty Ltd.  
All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are  
registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.