

Silk'n®


Beautiful Technology

Pure (Deluxe)

H4101

- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DEL USUARIO
- PT MANUAL DO UTILIZADOR
- GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE PER L'UTENTE
- NO BRUKSANVISNING
- SV ANVÄNDARHANDBOK
- DA BRUGERMANUAL





Pure Deluxe



Table of contents

1. Warnings & contraindications.....	2
2. Safety with Silk'n Pure (Deluxe).....	7
3. Get to know Silk'n Pure (Deluxe)	7
4. Device controls & settings.....	8
5. Treatment plan.....	9
6. Get started!.....	10
7. Cleaning & maintenance	11
8. Troubleshooting	12
9. Parts & consumables	13
10. Customer service	13
11. Disposal	14
12. Specifications	14
13. Signs & symbols	15
14. Warranty	16
15. Legal notice	16

1. Warnings & contraindications

EN

This user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Please read all warnings and contraindications before use.

- ⚠ Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if the device is damaged in any way, does not appear to be working properly, or if you see or smell smoke. In such cases, stop using the device and contact Customer Service.
- ⚠ Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to repair or open sealed parts of your device. You may expose yourself to dangerous components and cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.
- ⚠ The manufacturer accepts no liability for damage or injuries caused by improper or incorrect use.
- ⚠ Keep the adapter away from water. The adapter is not waterproof.

- ⚠ Always ensure that your hands are dry before connecting the adapter to the electricity supply.
- ⚠ Do not place or store the adapter where it can fall or be pulled into a tub, sink, water or any other liquid.
- ⚠ Do not reach for the adapter if it has fallen into water. Unplug immediately before retrieving it. Failure to unplug the adapter may result in an electric shock!
- ⚠ Never use the adapter if it has a damaged cable or plug, it isn't working properly, or has been submerged in water. If that happens, unplug the adapter immediately.
- ⚠ Never pull the adapter out of the socket by the cable. Always remove it by taking hold of the adapter.
- ⚠ Place the adapter cable in such a way that it does not pose a tripping hazard.
- ⚠ Do not kink the adapter cable and do not lay it over sharp edges.
- ⚠ Do not leave the device submerged in bath or shower water for more than 20 minutes.
- ⚠ Do not attach wet brush heads when charging the device.

- ⚠ Do not allow face wash to accumulate on the brush heads.
- ⚠ The device is only to be used with the power supply unit provided.
- ⚠ If a battery has leaked, avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.
- ⚠ Do not clean the device or any of its parts in the dishwasher.
- ⚠ Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. For details, see section 11. Disposal.
- ⚠ This appliance contains batteries that cannot be replaced by users.
- ⚠ This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
- ⚠ The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.

- ⚠ The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- ⚠ The battery is to be disposed of safely.
- ⚠ Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in a dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.

Battery Removal

To remove the battery, the device must be broken apart. The device will no longer function after this procedure, nor can it be repaired. Any warranty will be void when the appliance housing is broken and the battery is removed. It is strongly recommended to wear safety protective goggles and gloves.

Silk'n is not liable for any physical or material damages as a result of performing this procedure.

To remove the battery place the device on a hard, strong surface. Use a hammer to hit the appliance on the seam and continue to do so along the whole seam on both sides of the device.

Once the seam is sufficiently broken, use pliers or a screwdriver to take the housing apart. Unscrew the PCB (printed circuit board) and remove the battery by disconnecting the plug from the PCB.

Contraindications

- ⚠ This device can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- ⚠ Children must not play with the device or any of its parts.
- ⚠ Cleaning and maintenance must not be done by children without supervision.
- ⚠ For hygienic reasons, do not share the device with others.
- ⚠ Avoid contact with the eyes.
- ⚠ Do not use a dry brush head on the face or neck, because it may cause skin irritation.

Do not use this device if you have:

- ⚠️ sore or injured skin on the face or neck.
- ⚠️ a pacemaker.

Consult your physician if you have:

- ⚠️ any medical condition or any kind of sensitivity.
- ⚠️ acne or any other skin disorder.
- ⚠️ a rash, redness or itching during or after use.

2. Safety with Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) has been tested for water ingress to the extent covered by IPX7. This means your device is waterproof and suitable for use in the shower or while taking a bath, but do not leave it submerged in water for more than 20 minutes.

The device also has an overcharge protection. This means that you can safely leave the adapter in the device even if it is connected to the electricity supply, without the risk of damage.

3. Get to know Silk'n Pure (Deluxe)

This user manual refers to both Silk'n Pure and Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) effectively cleanses the skin and removes the outer layer of dry and flaky skin cells. It lifts out impurities from within the pores as well as any build-up of debris from within the folds of fine lines and wrinkles. The device uses vibrations to help smooth the skin's surface, and massages your skin to improve blood circulation.

Silk'n Pure (Deluxe) removes up to 6 times more makeup than manual cleansing, leaving your skin clean, smooth and soft.

Silk'n Pure (Deluxe) is an electrical device and should be used with special attention to safety. **Before use, it is important that you read and understand the instructions on how to use the device including after-use procedures, and follow them strictly.** We recommend you refamiliarise yourself with the instructions in this manual before each treatment.

3.1 Package contents

- Your Silk'n Pure (Deluxe) device
- 2 brush heads (Regular, Soft)
- Face brush stand
- Adapter
- User manual

Silk'n Pure Deluxe includes the following extras:

- Travel case
- Face wash travel bottle
- Face Massage brush head
- Eye Massage brush head

3.2 Device description

Silk'n Pure (Deluxe) is a small, hand-held, electrically powered skin cleanser. Refer to the diagram at the front of this manual to see the location of each feature.

- Charging light (#1)
- Brush attachment point (#2)
- Control button (#3)
- Adapter socket (#4)
- Brush head center (#5)
- Brush head (#6)
- Face brush stand (#7)
- Travel case (#8) *
- Face wash travel bottle (#9) *
- Face Massage brush head (#10) *
- Eye Massage brush head (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3 Intended use


Silk'n Pure (Deluxe) is an over the counter device intended for cleansing your face and neck, and massaging your skin. Do not use for any purpose other than as described in this manual.

4. Device controls & settings

4.1 Charging


Before first use, your device needs to be fully charged. For best results, charge your Silk'n Pure (Deluxe) for 6 hours before using it for the first time, even if there is some residual charge left in the device as a result of quality control procedures.

1. For your safety, make sure the device is completely dry before charging.
2. Connect the **adapter** to the device and the electricity supply.
3. When charging, the **charging light** is red and blinks continuously. When fully charged, the **charging light** is constant red.

 If you are charging for the first time but the **charging light** is constant red, you still need to charge the device for 3 hours.



4. We recommend you unplug the device and store the **adapter** after each full charge until you need to charge the device again.

 We recommend you charge the device fully at least every 3 months to sustain battery life.





 Do not attach wet brush heads when charging the device.

4.2 Indicator lights and function settings

Your Silk'n Pure (Deluxe) is easy to use and has one **control button** and one **indicator light**. Refer to the diagram at the front of the manual to see the location of each feature.


Button	Action	Function / Mode
Control button (#3) 	Press x 1	Vibrates - low speed
	Press x 2	Vibrates - high speed
	Press x 3	Pulsates - low speed
	Press x 4	Pulsates - high speed
	Press x 5	Device switches off
Charging light (#1) 	Light is red and blinks for 10 seconds	Low battery
	Light is red and blinks continuously	Charging
	Light is constant red (visible only when connected to the electricity supply)	Fully charged. The light will go out when the device is disconnected from the adapter , or when you remove the adapter from the electricity supply.



5. Treatment plan


-  For daily use, but not more than twice a day.
-  We recommend cleansing in these areas: forehead, nose, chin, cheeks and neck.
-  The recommended treatment time is 10 seconds per area.
-  Silk'n Pure (Deluxe) is designed to cleanse your skin in just 1 minute. We recommend that you do not to exceed this time.

6. Get started!

1. Select the **brush head** suitable for your skin type. Gently push the **brush head** onto the **brush attachment point**, until you hear a click.
2. Dampen your face with lukewarm water.
3. Moisten the **brush head** with lukewarm water and apply the face wash of your choice onto the brush head.



-  Do not use a dry **brush head** on the face or neck, because it may cause skin irritation.
4. Press the **control button** to turn on the device. The device automatically starts in the low speed vibration mode.
 5. To select the desired mode, keep pressing the control button to cycle through the modes (see section 4.2 Indicator lights and function settings).
 6. Gently press the **brush head** against your skin and move it in an upward circular motion. There's no need to apply any pressure.
-  Try to avoid delicate skin areas such as around the eyes or lips.
7. To finish, rinse your skin with water, and pat dry with a towel.

 The device is set to switch off automatically after 1 minute. However, if you change modes during a treatment, the timer will reset to zero and will start again.

6.1 Silk'n Pure Deluxe accessories

In addition to the handy travel case and face wash travel bottle, Silk'n Pure Deluxe includes two additional treatment accessories. Both are suitable for daily use.

The **Face Massage brush head** improves blood circulation and cleanses the skin mildly, leaving your skin fresher and brighter. Follow the steps in section [6. Get started!](#)

The **Eye Massage brush head** helps reduce puffiness and dark circles around the eyes. To use this accessory, follow these steps:

1. Cleanse your face and make sure the skin is clean and dry.
2. Place the metal part on the area underneath your eyes and then slide from left to right. Do this for 30 seconds to a 1 minute in one area. You can also use it with your favourite eye serum, lotion or cream.

7. Cleaning & maintenance

Use warm water up to a maximum of 45°C / 113°F.

7.1 Cleaning the brush heads

Clean the Regular and/or Soft **brush head(s)** after each use.

- Make sure the device is switched off. Rinse with warm water and mild soap to remove any build-up that may have accumulated. Then shake off any excess water.
- Dry the **brush head** with a clean cloth. You can also dry the **brush head** by switching the device back on, and rubbing it against a clean cloth for 5-10 seconds.
- ❗ For hygienic reasons, we recommend you replace used **brush heads** every 3 months, or earlier if you see that they are worn.

⚠ Do not allow face wash to accumulate on the **brush heads**.

7.2 Cleaning Silk'n Pure Deluxe accessories

- Wash the **Face Massage brush head** with warm water, and remove any build-up that may have accumulated. Then dry it with a clean cloth.
- Wipe the **Eye Massage brush head** with a damp cloth using a mild detergent. Alternatively, wash it with warm water and remove any build-up that may have accumulated. Then dry it with a clean cloth.


7.3 Cleaning the device and the face brush stand

We recommend that you clean the device after each use, and the **face brush stand** once a month. Before cleaning:

- Disconnect the device from the **adapter**.
 - Do not use abrasive cleaners or chemicals to clean any parts.
 - Clean the device or **face brush stand** with a damp cloth using a mild detergent, then wipe it dry with a clean cloth.
- ⚠ Do not clean the device or any of its parts in the dishwasher.

7.4 Replacing the brush head

1. To remove the **brush head**, simply grip the outer plastic base of the **brush head** with one hand, and the device handle with the other, and pull upwards until it snaps loose.
2. To attach a **brush head**, place the center of the **brush head** on the **brush attachment point**.
3. Gently press the **brush head** and push down until it clicks into place.



7.5 Storage

- You can leave the device in the **face brush stand** and use it as a counter top stand.
- If you don't plan to use the device for some time, we recommend you store it in a dry place.

8. Troubleshooting

Do not attempt to repair or open sealed parts of your device. You may expose yourself to dangerous components and cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.

- ⚠ Only authorized personnel are permitted to perform repairs. For problems or queries, please contact Silk'n Customer Service.

Problem	Action
The device does not start.	Make sure the device is properly charged. Attach the adapter to the device and the electricity supply and leave the device to charge for at least 6 hours before the next use.
The device does not charge.	Make sure the adapter is connected correctly to the device and the electricity supply. Unplug the adapter and then reconnect it again to completely reset the device. If the problem persists, contact Customer Service.

Problem	Action
The device shuts off all the time.	Make sure the device is properly charged. Attach the adapter to the device and the electricity supply, and charge the device for at least 6 hours before the next use.

9. Parts & consumables

You can purchase replacement brushes through the retailer where you bought the device, or you can order directly from our website: www.silkn.eu.

10. Customer service

For more information see our website www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device.

Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italy	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Disposal



Packaging: Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.



Device: Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This ensures that the device is recycled professionally, and prevents the release of harmful substances into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

12. Specifications

AC/DC Adapter	
Model number:	RSS1002-025050-W2E (EU) / RSS1002-25050-W3U (UK)
Input:	100–240 V~ 50/60 Hz 0.2 A
Output:	5VDC; 500mA
Output power:	2,5 W
Protection class:	II
IP code:	IP20




Published information	Value and precision	Unit
Name or trademark of the manufacturer, commercial register number and address:	Dongguan GaoYi Electronic Co., Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road ShiJie Town Dongguan, Guangdong, China	
Model identifier:	RSS1002-025050-W2E (EU) RSS1002-25050-W3U (UK)	
Input voltage:	100–240	V
Input alternating current frequency:	50/60	Hz
Output voltage:	5	V
Output current:	0.5	A
Output power:	2,5	W
Average efficiency during operation:	77.24	%
Power consumption at zero load:	0.04	W

13. Signs & symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the device or on the packaging.

EN

	Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.
IPX7	Protected against water immersion for up to 30 minutes at a depth of 1m.
	Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.
	This symbol identifies electrical devices that belong to the protection class II.
	The word "GS" stands for tested safety. Products marked with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (ProdSG) (EU adapter).
	Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).
	The adapter is equipped with a short-circuit proof safety transformer
IP20	The adapter is protected against solid objects up to 12 mm.
	The adapter has a switching power supply.
	The international efficiency mark indicates that the power supply meets the level VI requirements.

	This symbol indicates the polarity of the pins in the adapter.
	The product fulfills national and international safety standards (GB adapter).
	Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the United Kingdom.

14. Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service centre. Our customer service is always pleased to help you!

15. Legal notice

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved.

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification. Silk'n Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silk'n Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Inhaltsverzeichnis

1. Warnungen & Gegenanzeigen	18
2. Sicherheit mit Silk'n Pure (Deluxe)	24
3. Lernen Sie Ihren Silk'n Pure (Deluxe) kennen.....	24
4. Bedientasten & Einstellungen	25
5. Behandlungsplan.....	26
6. Legen Sie los!.....	27
7. Reinigung und Wartung	28
8. Fehlerbehebung	30
9. Teile & Verbrauchsmaterialien	30
10. Kundenservice.....	31
11. Entsorgung	31
12. Spezifikationen	32
13. Zeichenerklärung	32
14. Garantieinformationen	34
15. Rechtlicher Hinweis	34

DE

1. Warnungen & Gegenanzeigen

Diese Bedienungsanleitung basierend auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten. Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnungen und Gegenanzeigen.

- ⚠ Das Gerät nicht verwenden, wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung stammen, das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder wenn Sie Rauch sehen oder riechen. Verwenden Sie in diesen Fällen das Gerät nicht weiter und nehmen Sie Kontakt zum Kundenservice auf.
- ⚠ Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren oder versiegelte Bereiche des Geräts zu öffnen. Sie könnten sich der Gefahr durch Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt Ihre Garantie.

- ⚠ Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die auf eine unsachgemäße oder falsche Verwendung zurückzuführen sind.
- ⚠ Den Adapter von Wasser fernhalten. Der Adapter ist nicht wasserdicht.
- ⚠ Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die den Adapter an die Stromversorgung anschließen.
- ⚠ Stellen bzw. bewahren Sie den Adapter nicht an Orten auf, an denen dieser in die Badewanne, das Waschbecken oder ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen oder gezogen werden können.
- ⚠ Sollte der Adapter ins Wasser fallen, versuchen Sie nicht danach zu greifen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie ihn aus dem Wasser nehmen. Wenn Sie den Netzstecker des Adapters nicht ziehen, kann ein Stromschlag die Folge sein.
- ⚠ Verwenden Sie den Adapter niemals, wenn das Anschlusskabel oder der Netzadapter beschädigt sind, nicht richtig funktionieren oder in Wasser getaucht wurden. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker.

- ⚠ Nie am Kabel ziehen, um den Adapter von der Streckdose zu entfernen. Immer am Adapter selbst ziehen.
- ⚠ Das Adapterkabel so platzieren, dass keine Stolpergefahr besteht.
- ⚠ Das Adapterkabel nicht knicken und nicht über scharfe Kanten legen.
- ⚠ Lassen Sie das Gerät nie länger als 20 Minuten unter Wasser in der Badewanne oder der Dusche.
- ⚠ Während des Ladens keine nassen Bürstenköpfe anbringen.
- ⚠ Vermeiden Sie eine Ansammlung von Gesichtereiniger auf den Bürstenköpfen.
- ⚠ Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- ⚠ Wenn bei einer Batterie Flüssigkeit austritt, vermeiden Sie auf jeden Fall den Kontakt mit Augen, Haut oder Schleimhäuten. Falls erforderlich, spülen Sie die betroffenen Bereiche mit Wasser aus nehmen Sie medizinische Hilfe in Anspruch.
- ⚠ Das Gerät oder Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.

- ⚠ Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt 11. Entsorgung.
- ⚠ Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.
- ⚠ Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
- ⚠ Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- ⚠ Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
- ⚠ Der Akku muss gemäß den Vorschriften entsorgt werden.
- ⚠ Vor allem muss bei der Entsorgung auf die Umweltaspekte geachtet werden. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus niemals im Hausmüll. Kontaktieren Sie Ihren Einzelhändler, um die Umwelt zu schützen.

Entfernen des Akkus

Zum Entfernen des Akkus muss das Gerät auseinander gebrochen werden. Nach diesem Vorgang ist das Gerät nicht länger funktionsfähig und kann auch nicht mehr repariert werden. Durch das Aufbrechen des Gehäuses und Herausnehmen des Akkus erlischt jeglicher Garantieanspruch. Es wird dringend geraten Schutzbrillen und Handschuhe zu tragen.

Silk'n haftet nicht für physische oder materielle Schäden, die durch diesen Vorgang entstehen.

Zum Entfernen der Batterie legen Sie das Gerät auf eine harte, robuste Oberfläche. Schlagen Sie mit einem Hammer entlang der gesamten Naht an beiden Seiten des Gerätegehäuses.

Sobald das Gehäuse ausreichend beschädigt ist, nehmen Sie das Gehäuse mit einer Zange oder einem Schraubenzieher auseinander. Entfernen Sie die Schrauben von der Platine und entnehmen Sie den Akku, indem Sie den Stecker von der Platine ziehen.

Gegenanzeigen

⚠ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung

und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- ⚠ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät oder Geräteteilen spielen.
- ⚠ Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- ⚠ Aus Gründen der Hygiene ist das vorliegende Gerät nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.
- ⚠ Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen.
- ⚠ Verwenden Sie niemals einen trockenen Bürstenkopf für das Gesicht oder den Hals, weil sonst Hautreizungen entstehen können.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn:

- ⚠ bei schmerzender oder verletzter Haut im Gesicht oder am Hals.
- ⚠ Sie einen Herzschrittmacher haben.

Nehmen Sie in folgenden Fällen Kontakt zu Ihrem Arzt auf:

- ⚠ bei gesundheitlichen Beschwerden oder bei Empfindlichkeit.
- ⚠ bei Akne oder anderen Hautkrankheiten.
- ⚠ bei Ausschlag, Rötung oder Juckreiz während oder nach der Verwendung.

2. Sicherheit mit Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) wurde auf das Eindringen von Wasser in Konformität mit der Norm IPX7 getestet. Das bedeutet, Ihr Gerät ist wasserdicht und für die Verwendung unter der Dusche oder in der Badewanne geeignet, darf aber nicht länger als 20 Minuten in Wasser getaucht werden.

Das Gerät ist mit einem Überladeschutz ausgestattet. Das bedeutet, es ist sicher, den Adapter auf das Gerät zu stellen, auch wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist, ohne dass er dabei beschädigt wird.

3. Lernen Sie Ihren Silk'n Pure (Deluxe) kennen

Diese Bedienungsanleitung beschreibt Silk'n Pure und Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) reinigt die Haut und entfernt die äußere Schicht von trockenen, schuppigen Hautzellen. Unreinheiten aus Poren und Schmutzablagerungen in feinen Hautfalten werden entfernt. Durch die Vibration wird die Hautoberfläche geschmeidig und die Blutzirkulation wird durch die Massage angeregt.

Silk'n Pure (Deluxe) entfernt bis zu 6 Mal mehr Make-Up als eine manuelle Reinigung, sorgt für eine saubere, glatte und weiche Haut.

Silk'n Pure (Deluxe) es handelt sich um ein Elektrogerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. **Es ist sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung einschließlich Informationen zur Folgebehandlungen vor der Verwendung lesen und verstehen und sich streng danach richten.** Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen.

3.1. Packungsinhalt

- Ihr Silk'n Pure (Deluxe) Gerät
- 2 Bürstenköpfe (Regular, Soft)
- Aufbewahrungsstation für die Gesichtsbürste
- Adapter
- Bedienungsanleitung

Silk'n Pure Deluxe bietet die folgenden Extras:

- Aufbewahrungsetui
- Gesichtsmassage-Bürstenkopf
- Gesichtereiniger Reiseflasche
- Augenmassage-Aufsatz

3.2. Gerätebeschreibung

Silk'n Pure (Deluxe) ist ein kleines, tragbares, elektrisch betriebenes Hautreinigungsgerät. Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

- Lade-LED (#1)
- Bürstenanschluss (#2)
- Kontrolltaste (#3)
- Netzadaptersockel (#4)
- Bürstenkopfmittle (#5)
- Bürstenkopf (#6)
- Aufbewahrungsstation für die Gesichtsbürste (#7)
- Aufbewahrungsetui (#8) *
- Gesichtereiniger Reiseflasche (#9) *
- Gesichtsmassage-Bürstenkopf (#10) *
- Augenmassage-Aufsatz (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Anwendungszweck

Silk'n Pure (Deluxe) ist ein frei erhältliches Gerät für die Reinigung von Gesicht und Hals und für die Hautmassage. Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.

4. Bedientasten & Einstellungen


4.1. Laden


Vor der ersten Verwendung muss die Batterie vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung Silk'n Pure (Deluxe) 6 Stunden lang, auch wenn nach der Qualitätskontrolle durch den Hersteller noch restliche Ladekapazität vorhanden ist.

1. Zu Ihrer eigenen Sicherheit muss das Gerät vor dem Laden vollständig trocken sein.
2. Schließen Sie den **Adapter** am Gerät und an der Stromversorgung an.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die **Lade-LED** dauerhaft rot. Nach vollständiger Ladung leuchtet die **Lade-LED** durchgehend rot.

 Wenn die **Lade-LED** beim ersten Ladevorgang durchgehend rot leuchtet, muss das Gerät dennoch 3 Stunden lang geladen werden.



4. Es wird empfohlen den Netzstecker nach der vollständigen Ladung zu ziehen und den **Adapter** aufzubewahren, bis ein erneuter Ladevorgang notwendig ist.

 Für eine Verlängerung der Lebensdauer der Batterie wird empfohlen, diese regelmäßig mindestens alle 3 Monate zu laden.

 Während des Ladens keine nassen Bürstenköpfe anbringen.

4.2. LED-Anzeigen und Funktionseinstellungen

Die Verwendung Ihres Silk'n Pure (Deluxe) ist einfach. Das Gerät verfügt über lediglich eine **Kontrolltaste** und eine **LED-Anzeige**. Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

Taste	Aktion	Funktion / Modus
 Kontrolltaste (#3)	1 x drücken	Vibriert - niedrige Geschwindigkeit
	2 x drücken	Vibriert - hohe Geschwindigkeit
	3 x drücken	Pulsiert - niedrige Geschwindigkeit
	4 x drücken	Pulsiert - hohe Geschwindigkeit
	5 x drücken	Gerät schaltet aus
 Lade-LED (#1)	LED ist rot und blinkt 10 Sekunden lang	Niedriger Batteriestand
	LED ist rot und blinkt dauerhaft	Laden
	LED ist durchgehend rot (nur wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist)	Vollständig geladen. Sobald das Gerät vom Adapter getrennt wird oder der Adapter von der Stromversorgung getrennt wird, schaltet die LED aus.


5. Behandlungsplan

- Für den täglichen Gebrauch, jedoch nicht öfter als zwei Mal am Tag.
- Es wird eine Reinigung in diesen Bereichen empfohlen: Stirn, Nase, Kinn, Wangen und Hals.
- Die empfohlen Behandlungsdauer pro Bereich beträgt 10 Sekunden.

- Silk'n Pure (Deluxe) reinigt Ihre Haut in nur 1 Minute. Wir empfehlen die Behandlungsdauer nicht zu überschreiten.

6. Legen Sie los!

1. Wählen Sie den für Ihren Hauttyp geeigneten Bürstenkopf. Den **Bürstenkopf** vorsichtig auf den **Bürstenanschluss** drücken, bis dieser einrastet.
2. Das Gesicht mit lauwarmem Wasser befeuchten.
3. Den **Bürstenkopf** mit lauwarmem Wasser befeuchten und einen Gesichtereiniger Ihrer Wahl auf den Bürstenkopf auftragen.



- ⚠ Verwenden Sie niemals einen trockenen **Bürstenkopf** für das Gesicht oder den Hals, weil sonst Hautreizungen entstehen können.
4. Drücken Sie die **Kontrolltaste**, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät startet automatisch mit niedriger Vibration.
 5. Um den gewünschten Modus auszuwählen, drücken Sie die Kontrolltaste bis zum Erreichen des gewünschten Modus (siehe Abschnitt 4.2. LED-Anzeigen und Funktionseinstellungen).
 6. Drücken Sie den **Bürstenkopf** sanft auf Ihre Haut und bewegen Sie die Bürste mit einer kreisförmigen Bewegung nach oben. Es sollte nicht zu viel Druck ausgeübt werden.
 - ⓘ Sensible Hautbereiche wie um die Augen oder die Lippen sollten ausgespart werden.
 7. Zum Abschluss die Haut mit Wasser reinigen und mit einem Handtuch trocken tupfen.

- ⓘ Nach 1 Minute schaltet das Gerät automatisch aus. Wenn Sie den Modus während der Anwendung ändern, wird der Timer zurückgesetzt und neu gestartet.

6.1. Silk'n Pure Deluxe Zubehör

Zusätzlich zum funktionellen Aufbewahrungsetui und dem Gesichtereiniger in Reisegröße, enthält Silk'n Pure Deluxe zwei zusätzliche Behandlungsteile. Beide sind für den täglichen Gebrauch geeignet.

Der **Gesichtsmassage-Bürstenkopf** verbessert die Blutzirkulation und reinigt sanft die Haut, damit Ihre Haut frischer und heller aussieht. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6. Legen Sie los!

Der **Augenmassage-Aufsatz** reduziert Tränensäcke und dunkle Ringe um die Augen. Zur Anwendung dieses Zubehörs befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht und stellen Sie sicher, dass die Haut sauber und trocken ist.
2. Platzieren Sie den metallischen Teil unter Ihren Augen und schieben Sie den Aufsatz von links nach rechts. Wiederholen Sie dies pro Bereich zwischen 30 Sekunden und 1 Minute. Sie können auch Ihr bevorzugtes Serum, eine Lotion oder Creme dabei verwenden.

7. Reinigung und Wartung

Verwenden Sie warmes Wasser mit einer maximalen Temperatur von 45°C / 113°F.

7.1. Reinigen der Bürstenköpfe

Reinigen Sie die **Bürstenköpfe** Regular und/oder Soft nach jeder Verwendung.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Den Bürstenkopf mit warmem Wasser und milder Seife reinigen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Überschüssiges Wasser abtropfen.
- Den **Bürstenkopf** mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Zum Trocknen des **Bürstenkopfs** kann das Gerät auch eingeschaltet und 5-10 Sekunden lang an einem sauberen Tuch getrocknet werden.
- ⓘ Aus hygienischen Gründen wird empfohlen die **Bürstenköpfe** alle 3 Monate, oder wenn sie sichtlich abgenutzt sind auch früher, auszutauschen.

⚠ Vermeiden Sie eine Ansammlung von Gesichtereiniger auf den **Bürstenköpfen**.

7.2. Reinigen des Silk'n Pure Deluxe Zubehörs

- Den **Gesichtsmassage-Bürstenkopf** mit warmem Wasser reinigen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abtrocknen.
- Den **Augenmassage-Aufsatz** mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen. Alternativ nur mit warmem Wasser reinigen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Anschließend mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

7.3. Reinigen des Geräts und der Aufbewahrungsstation für die Gesichtsbürste



Es wird empfohlen das Gerät nach jedem Gebrauch und die **Aufbewahrungsstation für die Gesichtsbürste** ein Mal monatlich zu reinigen. Vor der Reinigung:

- Den **Adapter** vom Gerät entfernen.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel oder chemische Substanzen für die Reinigung der Geräteteile verwenden.
- Reinigen Sie das Gerät oder die **Aufbewahrungsstation für die Gesichtsbürste** mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Anschließend mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.

⚠ Das Gerät oder Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.

7.4. Austauschen des Bürstenkopfs

1. Zum Entfernen des **Bürstenkopfs** halten Sie den äußeren Plastikrand des **Bürstenkopfs** mit einer Hand und den Gerätegriff mit der anderen Hand fest und ziehen den Bürstenkopf nach oben, bis er sich vom Gerät löst.
2. Zum Anbringen des **Bürstenkopfs** platzieren Sie die Mitte des **Bürstenkopfs** auf dem Bürstenanschluss.
3. Drücken Sie den **Bürstenkopf** vorsichtig gegen den Verbindungsrippel, bis dieser einrastet.



7.5. Aufbewahrung

- Das Gerät kann in der **Aufbewahrungsstation für die Gesichtsbürste** auf einer Kommode aufbewahrt werden.
- Wenn das Gerät voraussichtlich über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte es an einem trockenen Ort gelagert werden.

8. Fehlerbehebung

Versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren oder versiegelte Bereiche des Geräts zu öffnen. Sie könnten sich der Gefahr durch Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt Ihre Garantie.



Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Silk'n-Kundenservice.

Problem	Aktion
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist. Verbinden Sie den Adapter mit dem Gerät und dem Stromanschluss und laden Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch für mindestens 6 Stunden.
Das Gerät wird nicht geladen.	Stellen Sie sicher, dass der Adapter richtig mit dem Gerät und dem Stromanschluss verbunden ist. Ziehen Sie den Adapter und schließen Sie diesen erneut an, um das Gerät vollständig zurückzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundenservice.
Das Gerät schaltet sich ständig aus.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist. Verbinden Sie den Adapter mit dem Gerät und dem Stromanschluss und laden Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch für mindestens 6 Stunden.

9. Teile & Verbrauchsmaterialien

Ersatzbürsten sind über den Händler verfügbar, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bestellungen sind auch direkt über unsere Webseite www.silk'n.eu möglich.

10. Kundenservice

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: Kontaktieren Sie den Kundenservice von Silk'n um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten.

Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31 (0)180-330 550	servizioclientit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Entsorgung



Entsorgen der Verpackung: Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Entsorgen des Produkts: Gilt für die Europäische Union und andere europäische Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958. **Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!** Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet. **Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel abzugeben.** Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



12. Spezifikationen

AC/DC-Netzteil	
Modellnummer:	RSS1002-025050-W2E (EU) / RSS1002-25050-W3U (UK)
Eingang:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Ausgang:	5VDC; 500mA
Ausgangsleistung:	2,5 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP20

Veröffentlichte Daten	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Marke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift:	Dongguan GaoYi Electronic Co., Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road Shijie Town Dongguan, Guangdong, China	
Akkutyp:	1 x 14430 Lithium-Ionen (wiederaufladbar)	
Modellkennzeichnung:	RSS1002-025050-W2E (EU) RSS1002-25050-W3U (UK)	
Eingangsspannung:	100–240	V
Eingangswechselstromfrequenz:	50/60	Hz
Ausgangsspannung:	5	V
Ausgangsstrom:	0,5	A
Ausgangsleistung:	2,5	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	77,24	%
Stromverbrauch bei Nulllast:	0,04	W

13. Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.

	Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen allen anwendbaren Richtlinien des Europäischen Wirtschaftsraums.
	Geschützt vor Eintauchen in Wasser für bis zu 30 Minuten bei einer Tiefe von 1 Meter.

	Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss.
	Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte der Schutzklasse II.
	Die Kennzeichnung „GS“ steht für „geprüfte Sicherheit“. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfüllen die Vorgaben des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) (EU-Netzstecker).
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).
	Der Netzstecker ist mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstrafo ausgestattet.
IP20	Der Netzstecker ist gegen Festkörper bis 12 mm Größe geschützt.
	Der Netzstecker verfügt über ein Schaltnetzteil.
	Das internationale Effizienzzeichen gibt an, dass die Stromversorgung die Anforderungen der Stufe VI erfüllt.
	Dieses Symbol kennzeichnet die Polarität der Adapterstifte.
	Produkt erfüllt nationale und internationale Sicherheitsstandards (GB-Adapter).
	Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle geltenden Bestimmungen des Vereinigten Königreichs.

14. Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserer Kundenservice Anweisungen einzuholen. Sie kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unsere Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

15. Rechtlicher Hinweis

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch anderweitig unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten. Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums an Dingen, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenzrechte für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten. Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande, www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Table des matières

1. Mises en garde et contre-indications	36
2. Sécurité avec Silk'n Pure (Deluxe)	42
3. En savoir plus sur votre Silk'n Pure (Deluxe).....	42
4. Paramètres et contrôles de l'appareil	44
5. Protocole d'utilisation	45
6. Commencez !	45
7. Nettoyage et entretien	46
8. Dépannage	48
9. Pièces détachées et consommables	49
10. Service à la clientèle	49
11. Élimination	49
12. Caractéristiques techniques	50
13. Signes et symboles	51
14. Garantie	52
15. Mentions légales	52

1. Mises en garde et contre-indications

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays. Veuillez prendre connaissance de tous les avertissements et contre-indications avant utilisation.

FR

- ⚠ N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce manuel, ou si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, ne semble pas fonctionner correctement, ou si vous voyez ou sentez de la fumée. Les cas échéants, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service à la clientèle.
- ⚠ Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. Ne tentez pas de réparer ou d'ouvrir les éléments scellés de l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

- ⚠ Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou blessures causés par une utilisation impropre ou inadaptée.
- ⚠ N'exposez pas l'adaptateur à l'eau. L'adaptateur n'est pas résistant à l'eau !
- ⚠ Veillez à systématiquement avoir les mains sèches avant de brancher l'adaptateur à l'alimentation électrique.
- ⚠ Ne pas poser ou ranger l'adaptateur dans un endroit où il risque de tomber ou d'être précipité dans une baignoire, un lavabo, dans de l'eau ou tout autre liquide.
- ⚠ Ne pas toucher l'adaptateur s'il est tombé dans l'eau. Avant de le récupérer, débranchez-le immédiatement. Le fait de ne pas débrancher l'adaptateur peut entraîner un choc électrique !
- ⚠ N'utilisez jamais l'adaptateur si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement l'adaptateur.

- ⚠ Veillez à ne pas retirer l'adaptateur de la prise en le tirant par le câble. Pour retirer l'adaptateur, veillez à toujours le tenir à pleine main.
- ⚠ Positionnez le câble de l'adaptateur de telle manière qu'il ne pose pas de risque pour qui que ce soit de trébucher.
- ⚠ Veillez à ne pas plier le câble de l'adaptateur et à ne pas le poser sur des surfaces comportant des arêtes vives.
- ⚠ Ne pas laisser l'appareil submergé dans l'eau du bain ou de la douche pendant plus de 20 minutes.
- ⚠ Ne fixez pas une tête de brosse mouillée pendant le chargement de l'appareil.
- ⚠ Veillez à ne pas laisser de lotions pour le visage s'accumuler sur les têtes de brosse.
- ⚠ L'appareil ne peut être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- ⚠ En cas de fuite de la pile, veuillez éviter tout contact avec la peau, les yeux et les membranes muqueuses. Si nécessaire, rincez à l'eau les zones affectées et consultez un médecin.

- ⚠ Ne nettoyez pas l'appareil ni aucune autre pièce en les passant au lave-vaisselle.
- ⚠ Ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique 11. Élimination.
- ⚠ Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.
- ⚠ Cet appareil contient une batterie qui n'est pas remplaçable. Lorsque la batterie est usée, il faut jeter l'appareil de manière appropriée.
- ⚠ La pile doit être retirée de l'appareil avant que ce dernier soit jeté.
- ⚠ Pendant la procédure de retrait de la pile, l'appareil doit être déconnecté du réseau électrique.
- ⚠ La pile doit être éliminée d'une manière sécuritaire.

⚠ Une attention particulière devra être portée aux aspects environnementaux de l'élimination de la pile. Ne jetez pas de piles usagées à la poubelle. Veuillez contacter votre revendeur afin de protéger l'environnement.

FR

Retirer la pile

Pour retirer la pile, le dispositif doit être démonté. Suite à cette procédure, le dispositif ne pourra plus ni fonctionner, ni être réparé. Toute garantie sera annulée si le boîtier de l'appareil est cassé et la pile retirée. Il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection et des gants.

Silk'n n'est pas responsable des dommages d'ordre physique ou matériel résultant de cette procédure.

Pour enlever la pile, posez l'appareil sur une surface dure et résistante. A l'aide d'un marteau, tapez sur l'appareil au niveau du joint, et continuer à marteler tout au long du joint des deux côtés de l'appareil.

Lorsque le joint est suffisamment cassé, démontez le boîtier à l'aide de pinces et d'un tournevis. Dévissez la carte de circuit imprimé (CCI) et enlevez la pile en débranchant la prise de la CCI.

Contre-indications

- ⚠ Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou informés sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les risques encourus.
- ⚠ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ou avec l'un de ses composants quel qu'il soit.
- ⚠ Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ⚠ Pour des raisons d'hygiène, veillez à ne pas partager l'appareil avec d'autres personnes.
- ⚠ Évitez tout contact avec les yeux.
- ⚠ Veillez à ne pas utiliser une tête de brosse sèche sur le visage ou le cou, car cela risque de provoquer une irritation cutanée.

N'utilisez pas l'appareil si vous avez :

- ⚠ une irritation ou des lésions cutanées sur le visage ou le cou.
- ⚠ un stimulateur cardiaque.

Consultez votre médecin si vous avez :

- ⚠ un trouble médical quelconque ou tout type de sensibilité.
- ⚠ de l'acné ou toute autre affection cutanée.
- ⚠ des éruptions cutanées, des rougeurs ou des démangeaisons survenues pendant ou après utilisation.

2. Sécurité avec Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) a été testée pour son étanchéité et correspond à la norme IPX7. Cela signifie que l'appareil est étanche et peut être utilisé sous la douche ou lorsque vous prenez un bain, mais veillez à ne pas le laisser submerger dans l'eau pendant plus de 20 minutes.

L'appareil est également doté d'un système de protection contre les surcharges. Cela signifie que vous pouvez laisser l'adaptateur sur l'appareil même s'il est branché sur l'alimentation électrique, sans risque de l'endommager.

3. En savoir plus sur votre Silk'n Pure (Deluxe)

Ce mode d'emploi concerne à la fois les modèles Silk'n Pure et Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) nettoie efficacement la peau et élimine la couche superficielle de la peau qui est constituée de cellules sèches et écaillées. L'appareil élimine les impuretés et résidus de maquillage incrustés dans les pores et les plis des rides et ridules. Il utilise les vibrations pour adoucir la surface de la peau, et masse la peau pour améliorer la circulation sanguine.

Silk'n Pure (Deluxe) enlève jusqu'à 6 fois plus de produits de maquillage que le nettoyage manuel, laissant la peau propre, lisse et incroyablement douce.

Silk'n Pure (Deluxe) est un appareil électrique qui doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. **Avant utilisation, il est important que vous lisiez et compreniez les instructions sur la façon d'utiliser cet appareil, y compris les procédures post-utilisation, et que vous les respectiez scrupuleusement.** Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions dans ce mode d'emploi avant chaque séance.

3.1. Contenu du paquet

- Votre appareil Silk'n Pure (Deluxe)
- 2 têtes de brosse (Regular, Soft)
- Socle de support de la brosse spécial visage
- Adaptateur
- Mode d'emploi

Silk'n Pure Deluxe comprend les éléments supplémentaires suivants :

- Étui de transport
- Le flacon de transport pour lotion purifiante
- Tête de brosse pour masser le visage
- Tête de brosse pour masser les contours des yeux

3.2. Description de l'appareil

Silk'n Pure (Deluxe) est une brosse nettoyante de peau électrique portable. Veuillez vous reporter à diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- Voyant de chargement (#1)
- Point de fixation brosse (#2)
- Bouton de commande (#3)
- Prise de l'adaptateur (#4)
- Pivot de tête de brosse (#5)
- Tête de brosse (#6)
- Socle de support de la brosse spécial visage (#7)
- Étui de transport (#8) *
- Le flacon de transport pour lotion purifiante (#9) *
- Tête de brosse pour masser le visage (#10) *
- Tête de brosse pour masser les contours des yeux (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Usage prévu


Silk'n Pure (Deluxe) est un appareil en vente libre destiné à être utilisé pour le nettoyage de la peau et du cou, et masser la peau. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

4. Paramètres et contrôles de l'appareil


4.1. Charger l'appareil

Avant la première utilisation, l'appareil doit être entièrement chargé. Pour des résultats optimaux, chargez votre Silk'n Pure (Deluxe) pendant 6 heures avant de l'utiliser pour la première fois, même s'il reste une charge résiduelle dans l'appareil suite aux procédures de contrôle qualité.

1. Pour votre sécurité, veillez à ce que l'appareil soit complètement sec avant de le charger.
2. Connectez l'**adaptateur** sur l'appareil et branchez sur l'alimentation électrique.
3. Pendant le chargement, le **voyant de chargement** est rouge et clignote en continu. Lorsque la batterie est complètement chargée, le **voyant de chargement** est allumé en rouge en continu.

 Lorsque vous chargez l'appareil pour la première fois, même si le voyant affiche une **lumière** rouge constante, vous devez charger le dispositif pendant 3 heures afin d'obtenir une charge complète avant la première utilisation.

4. Nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de ranger l'**adaptateur** après chaque charge complète, jusqu'à ce que vous ayez à recharger à nouveau l'appareil.


 Nous vous recommandons de charger l'appareil entièrement au moins tous les 3 mois pour conserver la durée de vie de la batterie.

 Ne fixez pas une tête de brosse mouillée pendant le chargement de l'appareil.

4.2. Voyants lumineux et sélection du mode de fonctionnement

Votre Silk'n Pure (Deluxe) est facile d'utilisation et dispose d'un **bouton de commande** et d'un **voyant lumineux**. Veuillez vous reporter à diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

Bouton	Action	Fonction / Mode
 Bouton de commande (#3)	Appuyer x 1	Vibre - basse vitesse
	Appuyer x 2	Vibre - grande vitesse
	Appuyer x 3	Pulse - basse vitesse
	Appuyer x 4	Pulse - grande vitesse
	Appuyer x 5	Le dispositif s'éteint


Bouton	Action	Fonction / Mode
Voyant de chargement (#1) 	Le voyant est rouge et clignote pendant 10 secondes	Pile faible
	Le voyant est rouge et clignote en continu	Charger l'appareil
	Le voyant émet une rouge constante (visible uniquement lorsque l'appareil est branché sur l'alimentation électrique)	La charge est complète Le voyant s'éteint lorsque l'appareil est déconnecté de l' adaptateur , ou lorsque vous débranchez l' adaptateur de l'alimentation électrique.

5. Protocole d'utilisation

- Utilisez quotidiennement, mais pas plus de deux fois par jour.
- Nous recommandons le nettoyage de ces zones : front, nez, menton, les joues et le cou.
- La durée recommandée de séance par zone est de 10 s.
- Silk'n Pure (Deluxe) est conçu pour nettoyer votre peau en une minute seulement. Nous vous recommandons de ne pas excéder cette durée.

6. Commencez !

1. Choisissez la **tête de brosse** qui correspond à votre type de peau. Positionner délicatement la **tête de brosse** sur son **point de fixation** et appuyez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
2. Humidifiez votre visage à l'eau tiède.
3. Humidifiez la **tête de brosse** à l'eau tiède et appliquez-y la lotion purifiante de votre choix.



- ⚠ Veillez à ne pas utiliser une **tête de brosse** sèche sur le visage ou le cou, car cela risque de provoquer une irritation cutanée.
4. Appuyez sur le **bouton de commande** pour mettre l'appareil en marche. L'appareil s'allume automatiquement sur le mode vibration, basse vitesse.
 5. Pour sélectionner le mode voulu, continuez à appuyer sur le bouton de commande pour passer d'un mode à l'autre (voir la rubrique [4.2. Voyants lumineux et sélection du mode de fonctionnement](#)).

- Appuyez doucement la **tête de brosse** sur la peau et faites-lui suivre un mouvement circulaire ascendant. Il n'est pas utile d'exercer de pression.

i Essayez d'éviter les zones de peau délicates comme le contour des yeux ou les lèvres.

- Pour finir, rincez le visage à l'eau et séchez en tamponnant avec une serviette.

i L'appareil est réglé pour s'éteindre automatiquement après 1 minute. Cependant, si vous changez de mode durant une séance, le minuteur se remettra à zéro et reprendra du début.

FR

6.1. Silk'n Pure Deluxe accessoires

En plus de l'étui de transport et du flacon de transport pour lotion purifiante, très pratiques, Silk'n Pure Deluxe comprend deux accessoires supplémentaires pour les séances. Les deux conviennent à une utilisation quotidienne.

La **tête de brosse pour masser le visage** améliore la circulation sanguine et nettoie doucement la peau, la laissant douce et brillante. Suivez les étapes de la rubrique [6. Commencez!](#)

La **tête de brosse pour masser les contours des yeux** réduit les poches et les cernes autour des yeux. Pour utiliser cet accessoire, procédez comme suit :

- Nettoyez votre visage en profondeur et veillez à ce que votre peau soit propre et sèche.
- Placez la partie métallique sur la zone sous les yeux puis déplacez de gauche à droite. Effectuez cette opération pendant 30 secondes à 1 minute sur une zone. Vous pouvez également l'utiliser avec votre crème, lotion ou sérum pour les yeux favoris.

7. Nettoyage et entretien

Utilisez de l'eau chaude à une température maximum de 45°C/113°F.

7.1. Nettoyage des têtes de brosse

Nettoyez la ou les **têtes de brosse** à poils doux et/ou standards après chaque utilisation.

- Vérifiez que l'appareil soit bien éteint. Rincez avec de l'eau chaude et un savon doux afin d'éliminer les impuretés qui auraient pu s'accumuler. Puis secouez pour éliminer l'excès d'eau.
- Essuyez la **tête de brosse** avec un chiffon de nettoyage. Vous pouvez également sécher la **tête de brosse** en mettant l'appareil en marche et en la frottant contre un chiffon propre pendant 5 à 10 secondes.



Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer les **têtes de brosse** usagées tous les 3 mois, voire avant cette période si vous constatez qu'elles sont usées.




Veillez à ne pas laisser de lotions pour le visage s'accumuler sur les **têtes de brosse**.

7.2. Accessoires de nettoyage du Silk'n Pure Deluxe

- Nettoyez la **tête de brosse pour masser le visage** avec de l'eau chaude afin d'éliminer les impuretés qui auraient pu s'y accumuler. Puis essuyez le tout à l'aide d'un chiffon propre.
- Essuyez la **tête de brosse pour masser les contours des yeux** avec un chiffon humide et un détergent doux. Sinon, nettoyez-la avec de l'eau chaude afin d'éliminer les impuretés qui auraient pu s'y accumuler. Puis essuyez le tout à l'aide d'un chiffon propre.

7.3. Nettoyage de l'appareil et du socle de support de la brosse spécial visage

Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil après chaque utilisation, et le **socle de support de la brosse spécial visage** une fois par mois. Avant le nettoyage :

- Déconnectez l'appareil de l'**adaptateur**.
 - Ne nettoyez aucune pièce de l'appareil au moyen de produits chimiques ou nettoyeurs abrasifs.
 - Nettoyez l'appareil ou le **socle de support de la brosse spécial visage** avec un chiffon humide et un détergent doux, puis essuyez-le avec un chiffon propre.
-  Ne nettoyez pas l'appareil ni aucune autre pièce en les passant au lave-vaisselle.

7.4. Remplacement de la tête de brosse

1. Pour retirer la **tête de brosse**, saisissez la base en plastique extérieure de la **tête de brosse** d'une main et la poignée de l'appareil de l'autre main, puis tirez vers le haut jusqu'à ce qu'elle se détache.
2. Pour fixer une **tête de brosse**, positionnez le centre de la **tête de brosse** sur le point de fixation.

3. Appuyez doucement sur la **tête de brosse** et pressez vers le bas jusqu'à ce que la brosse s'enclenche.



7.5. Stockage

- Vous pouvez laisser l'appareil sur le **socle de support de la brosse visage** et l'utiliser comme plan de travail.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, nous vous recommandons de stocker celui-ci dans un lieu non humide.

8. Dépannage

Ne tentez pas de réparer ou d'ouvrir les éléments scellés de l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

- ⚠ Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle Silk'n.

Problème	Action
L'appareil ne démarre pas.	Assurez-vous que l'appareil ait été chargé correctement. Connectez l' adaptateur à l'appareil et à l'alimentation électrique et laissez-le se charger pendant au moins 6 heures avant de le réutiliser.
L'appareil ne se charge pas.	Assurez-vous que l' adaptateur soit correctement connecté à l'appareil et à l'alimentation électrique. Débranchez l' adaptateur puis rebranchez-le pour réinitialiser complètement l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.
L'appareil s'éteint en permanence.	Assurez-vous que l'appareil ait été chargé correctement. Connectez l' adaptateur à l'appareil et à l'alimentation électrique et chargez l'appareil pendant moins 6 heures avant de le réutiliser.

9. Pièces détachées et consommables

Vous pouvez acheter des brosses de rechange auprès du revendeur où vous avez acheté l'appareil, ou vous pouvez commander directement à partir de notre site Internet : www.silkn.eu.

10. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site web. Veuillez contacter le service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendu, ou tout autre problème lié à votre appareil.

Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italie	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Élimination



L'emballage: Mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.



L'appareil: Ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci garantit que l'appareil est recyclé de manière professionnelle, et empêche le rejet de substances nocives dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.


12. Caractéristiques techniques




Bloc d'alimentation CA/CC	
Numéro de modèle :	RSS1002-025050-W2E (EU) / RSS1002-25050-W3U (UK)
Entrée :	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Sortie :	5VDC; 500mA
Puissance de sortie :	2,5 W
Classe de protection :	II
Type de protection :	IP20

Données publiées	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque commerciale du fabricant, N° de registre du commerce et adresse :	Dongguan GaoYi Electronic Co., Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road ShiJie Town Dongguan, Guangdong, China	
Identification du modèle :	RSS1002-025050-W2E (EU) RSS1002-25050-W3U (UK)	
Tension d'entrée :	100–240	V
Fréquence de la tension d'entrée alternative :	50/60	Hz
Tension de sortie :	5	V
Courant de sortie :	0,5	A
Puissance de sortie :	2,5	W
Efficacité moyenne en usage :	77,24	%
Consommation électrique à vide :	0,04	W

13. Signes et symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'appareil ou sur l'emballage.

	Déclaration de conformité : Les produits étiquetés avec ce symbole répondent à toutes les dispositions applicables dans l'Espace économique européen.
IPX7	Protégé d'une immersion dans l'eau jusqu'à 30 minutes à une profondeur de 1 m.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers ! La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.
	Ce symbole désigne des appareils électriques de la classe de protection II.
	Le symbole « GS » signifie « sécurité vérifiée ». Les produits portant ce symbole satisfont aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG) (EU adaptateur).
	Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le ménage (dans des espaces intérieurs secs).
	L'adaptateur est équipé d'un transformateur de sécurité protégé contre les courts-circuits.
IP20	L'adaptateur est protégé contre les corps solides jusqu'à 12 mm.
	L'adaptateur dispose d'une fiche à interrupteur.
	Le sigle international d'efficacité indique que l'alimentation électrique répond aux exigences du niveau VI.

	Ce symbole indique la polarité des broches de l'adaptateur.
	Le produit répond aux normes de sécurité nationales et internationales (adaptateur GB).
	Déclaration de conformité : Les produits étiquetés avec ce symbole sont conformes à toutes les dispositions applicables du Royaume-Uni.

14. Garantie

Conformément aux règles et lois européennes, ce produit a une garantie de 2 ans. L'étendue de la garantie pour ce produit est limitée aux défauts techniques suite à des processus de fabrication erronés. Si vous souhaitez faire usage de la garantie, veuillez vous adresser à notre service après-vente pour obtenir des instructions. Celui-ci sera peut-être à même de résoudre votre problème, sans que le produit ne doive être renvoyé au magasin ou à notre centre de services. Notre service après-vente est à votre entière disposition !

15. Mentions légales

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Tous droits réservés.

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la fabricabilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. sont à sa connaissance exacts et fiables au moment de leur publication. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité concernant leur utilisation. Aucune licence n'est accordée implicitement ou autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque procédé électronique ou mécanique que ce soit et à quelque fin que ce soit sans la permission écrite expresse de Invention Works B.V. Les données sont modifiables sans préavis. Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques de commerce, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle, hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis. Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays Bas www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Inhoudsopgave

1. Waarschuwingen en contra-indicaties	54
2. Veiligheid met Silk'n Pure (Deluxe)	60
3. Maak kennis met Silk'n Pure (Deluxe)	60
4. Bedieningselementen en instellingen	61
5. Behandelingsschema	63
6. Aan de slag!	63
7. Reiniging en onderhoud	64
8. Problemen oplossen	66
9. Onderdelen en verbruiksartikelen	66
10. Klantenservice	67
11. Verwijdering.....	67
12. Specificaties.....	68
13. Pictogrammen en symbolen	69
14. Garantie	70
15. Juridische kennisgeving.....	70

1. Waarschuwingen en contra-indicaties

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. U dient in het buitenland ook de richtlijnen en wetten van specifieke landen na te leven. Lees a.u.b. voor gebruik alle waarschuwingen en contra-indicaties.

-  Gebruik het apparaat niet als de onderdelen of accessoires niet afkomstig zijn van de producent die in deze gebruiksaanwijzing is genoemd, als het apparaat is beschadigd, niet goed lijkt te werken of als u rook ziet of ruikt. Gebruik het apparaat in die gevallen niet langer en neem contact op met de klantenservice.
-  Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Probeer niet om gesloten onderdelen van uw apparaat te repareren of te openen. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.
-  De producent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van ongepast of onjuist gebruik.
-  Houd de adapter verwijderd van water. De adapter is niet waterdicht.

- ⚠️ Zorg altijd dat uw handen droog zijn voordat u de adapter op het stopcontact aansluit.
- ⚠️ Plaats of berg de adapter niet op, op een locatie waar deze kan vallen of in een badkuip, wasbak, water of andere vloeistof kan worden getrokken.
- ⚠️ Pak de adapter niet als deze in het water is gevallen. Koppel onmiddellijk de stekker los van het stopcontact alvorens u het pakt. Als de adapter niet uit het stopcontact wordt verwijderd, kan er een elektrische schok optreden!
- ⚠️ Gebruik de adapter nooit als hij een beschadigde kabel of stekker heeft, indien hij niet naar behoren functioneert, of indien het ondergedompeld is geweest in water. Als dat gebeurt, koppel dan de adapter onmiddellijk los.
- ⚠️ Trek de adapter nooit aan de kabel uit het stopcontact. Houd altijd de adapter vast tijdens het verwijderen.
- ⚠️ Plaats de kabel van de adapter op zo'n manier dat er geen struikelgevaar ontstaat.
- ⚠️ Knik de kabel van de adapter niet en leg deze niet over scherpe randen.

- ⚠️ Laat het apparaat niet ondergedompeld liggen in een bad of in water gedurende meer dan 20 minuten.
- ⚠️ Plaats geen natte borstelkoppen op het apparaat terwijl het apparaat wordt opgeladen.
- ⚠️ Laat de face wash zich niet ophopen op de borstelkoppen.
- ⚠️ Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de unit voor stroomtoevoer die bij het apparaat wordt geleverd.
- ⚠️ Indien een batterij is gaan lekken, vermijd contact met de huid, de ogen en slijmvliezen. Indien nodig, de aangetaste zones spoelen met water en medische hulp zoeken.
- ⚠️ Reinig het apparaat of de onderdelen ervan niet in de vaatwasmachine.
- ⚠️ Voer het product niet af met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal afvalinzamelpunt voor de recycling van elektrische apparaten. Raadpleeg sectie 11. Verwijdering voor meer informatie.

- ⚠ Dit product bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden door gebruikers.
- ⚠ Dit product bevat batterijen die niet vervangbaar zijn. Wanneer de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het product op de juiste wijze worden afgevoerd.
- ⚠ De batterij dient verwijderd te worden van het apparaat voordat het weggegooid wordt.
- ⚠ Het apparaat dient losgekoppeld te zijn van de elektrische voeding bij het verwijderen van de batterij.
- ⚠ De batterij dient veilig afgevoerd te worden.
- ⚠ Aandacht dient besteed te worden aan de aspecten van milieuverontreiniging bij het afvoeren van de batterij. Gooi gebruikte batterijen niet in een vuilbak. Gelieve uw verkoper te raadplegen om het milieu te beschermen.

Verwijderen van batterij

Om de batterij te verwijderen, moet het apparaat worden gedemonteerd. Het apparaat zal niet meer werken na deze procedure en kan niet meer hersteld worden. Als de behuizing van het apparaat wordt opengebroken en de batterij wordt verwijderd, vervalt iedere garantie. Er wordt streng aanbevolen om een veiligheidsbril en handschoenen te dragen.

Silk'n is niet verantwoordelijk voor enig fysieke of materiële schade ten gevolge van het uitvoeren van deze procedure.

Plaats het apparaat op een harde en stevige ondergrond als u de batterij wilt verwijderen. Gebruik een hamer om het apparaat te breken in de naad en doe dit verder langs de volledige naad aan beide zijden van het apparaat.

Eenmaal de naad voldoende gebroken is, gebruik een tang of een schroevendraaier om de huls te breken. Schroef de PCB (printed circuit board) los en verwijder de batterij door de plug los te maken van de PCB.

Contra-indicaties

 Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en ouder, en personen met een fysieke,

motorische of mentale beperking, of die ervaring of kennis ontberen, indien ze worden gesuperviseerd of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige wijze en als ze de gerelateerde gevaren begrijpen.

- ⚠ Kinderen mogen niet met het apparaat of onderdelen daarvan spelen.
- ⚠ Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- ⚠ Om hygiënische redenen raden wij u aan om het apparaat niet met anderen te delen.
- ⚠ Vermijd contact met de ogen.
- ⚠ Gebruik geen droge borstelkop op het gezicht of in de hals omdat dat huidirritatie zou kunnen veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet indien u:

- ⚠ een pijnlijke of beschadigde huid hebt in het gezicht of de hals.
- ⚠ een pacemaker hebt.

Raadpleeg uw arts indien u:

- ⚠ een medische aandoening of een of andere gevoeligheid hebt.
- ⚠ acné of een andere huidaandoening hebt.
- ⚠ huiduitslag, roodheid of jeuk ervaart gedurende of na het gebruik.

2. Veiligheid met Silk'n Pure (Deluxe)

uw Silk'n Pure (Deluxe) werd getest op waterdichtheid in de mate gedekt door IPX7. Dit betekent dat uw apparaat waterdicht is en geschikt is voor gebruik onder de douche of terwijl u een bad neemt, maar u mag het niet langer dan 20 minuten onderdompelen in water.

Het apparaat heeft ook een overlaadbeveiliging. Dit betekent dat u de adapter veilig in het apparaat kunt laten zitten zonder risico op beschadiging te lopen – ook al zit de stekker in het stopcontact.

3. Maak kennis met Silk'n Pure (Deluxe)

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de Silk'n Pure en Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) reinigt de huid effectief en verwijdert de buitenste laag van droge en schilferige huidcellen. Het brengt onzuiverheden omhoog van uit de poriën alsook opgestapelde afvalstoffen uit de huidplooiën van fijne huidlijntjes en rimpels. Het apparaat maakt gebruik van vibraties om ervoor te zorgen dat het oppervlak van de huid glad wordt, en het masseert uw huid om de bloedcirculatie te verbeteren.

Silk'n Pure (Deluxe) verwijdert 6 keer meer make-up dan handmatige reiniging. Voor een schone, gladde en zachte huid.

Silk'n Pure (Deluxe) is een elektrisch apparaat en dient gebruikt te worden met speciale aandacht voor de veiligheid. Het is belangrijk dat u de instructies over het gebruik van het apparaat, inclusief procedures voor na het gebruik, leest, begrijpt en strikt opvolgt voordat u het apparaat gebruikt. We raden u aan om uzelf vertrouwd te maken met de instructies in deze gebruiksaanwijzing vóór elke behandeling.

3.1. Inhoud van de verpakking

- Uw Silk'n Pure (Deluxe)-apparaat
- 2 borstelkoppen (regular, soft)
- Houder voor gezichtsborstel
- Adapter
- Gebruiksaanwijzing

Silk'n Pure Deluxe bevat de volgende extra's:

- Reisetui
- Face wash reisflesje
- Gezichtsmassage borstelkop
- Oogmassage borstelkop

3.2. Beschrijving van het apparaat

Silk'n Pure (Deluxe) is een klein elektrisch hand-apparaat om de huid mee te reinigen. Verwijs naar het diagram aan het begin van deze gebruiksaanwijzing om de locatie te bekijken van elk onderdeel.

- Lampje voor het opladen (#1)
- Bevestigingspunt voor de borstel (#2)
- Bedieningsknop (#3)
- Adapterstekker (#4)
- Centrum borstelkop (#5)
- Borstelkop (#6)
- Houder voor gezichtsborstel (#7)
- Reisetui (#8)*
- Face wash reisflesje (#9)*
- Gezichtsmassage borstelkop (#10)*
- Oogmassage borstelkop (#11)*

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Beoogd gebruik

Silk'n Pure (Deluxe) is een vrij verkrijgbaar apparaat dat is bedoeld om uw gezicht en hals te reinigen en uw huid te masseren. Gebruik het niet voor een ander doel dan het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.


4. Bedieningselementen en instellingen

4.1. Laden

Vóór het eerste gebruik dient het apparaat volledig opgeladen te zijn. Voor de beste resultaten, laadt u uw Silk'n Pure (Deluxe) op gedurende 6 uur alvorens het voor de eerste keer te gebruiken, zelfs als er nog wat residu-lading overblijft in het apparaat als een resultaat van procedures voor kwaliteitscontrole.

1. Zorg er omwille van uw eigen veiligheid voor dat het apparaat volledig droog is alvorens het op te laden.

2. Sluit de **adapter** aan op het apparaat en het stopcontact.
3. Wanneer het apparaat oplaadt, kleurt het **oplaadlampje** rood en knippert het constant. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, brandt het **oplaadlampje** constant rood.

 Indien u oplaadt voor de eerste keer maar het **oplaadlampje** is constant rood - dient u nog steeds het apparaat op te laden gedurende 3 uur om een volle lading te bekomen vóór eerste gebruik.

4. We raden u aan om de adapter van het apparaat los te koppelen als de accu helemaal is opgeladen en de **adapter** op te bergen totdat u het apparaat opnieuw moet opladen.

 We raden u aan om het apparaat iedere 3 maanden volledig op te laden om voor een optimale levensduur van de batterij te zorgen.

 Plaats geen natte borstelkoppen op het apparaat terwijl het apparaat wordt opgeladen.

4.2. Controlelampjes en functie-instellingen

Uw Silk'n Pure (Deluxe) is gebruiksvriendelijk en heeft één **bedieningsknop** en één **controlelampje**. Raadpleeg het diagram voorin deze handleiding voor de locatie van elke functie.


Knop	Handeling	Functie / modus
Bedieningsknop (#3) 	Druk 1x	Vibreert - lage snelheid
	Druk 2x	Vibreert - hoge snelheid
	Druk 3x	Pulseert - lage snelheid
	Druk 4x	Pulseert - hoge snelheid
	Druk 5x	Het apparaat wordt uitgeschakeld
Lampje voor het opladen (#1) 	Lampje is rood en knippert gedurende 10 seconden	Lage batterij
	Lampje is rood en knippert constant	Laden
	Lampje is constant rood (alleen zichtbaar als het apparaat is aangesloten op het stopcontact)	Volledig opgeladen Het lampje gaat uit als het apparaat is losgekoppeld van de adapter of als u de adapter loskoppelt van het stopcontact.

5. Behandelingschema

- Voor dagelijks gebruik, maar niet meer dan twee keer per dag.
- We raden aan om de volgende gebieden te reinigen: voorhoofd, neus, kin, wangen en hals.
- De aanbevolen behandelingstijd per zone is 10 seconden.
- Silk'n Pure (Deluxe) is ontworpen om uw huid te reinigen in maar 1 minuut. Wij raden u aan om deze tijd niet te overschrijden.

6. Aan de slag!

1. Selecteer de **borstelkop** die geschikt is voor uw huidtype. Druk de **borstelkop** voorzichtig op het **bevestigingspunt voor de borstel** totdat u een klikgeluid hoort.



2. Bevochtig uw gezicht met lauw water.
3. Bevochtig de **borstelkop** met lauw water en breng de face wash van uw keuze aan op de borstelkop.

⚠ Gebruik geen droge **borstelkop** op het gezicht of in de hals omdat dat huidirritatie zou kunnen veroorzaken.

4. Druk op de **bedieningsknop** om het apparaat aan te zetten. Het apparaat start automatisch in de vibratiemodus met lage snelheid.
5. Om de gewenste modus te selecteren, moet u op de bedieningsknop blijven drukken om de modi te doorlopen (zie sectie [4.2. Controlelampjes en functie-instellingen](#)).
6. Druk de **borstelkop** zachtjes tegen uw huid en beweeg hem in een opwaartse draaiende beweging. Het is niet nodig om druk uit te oefenen.

i Vermijd gevoelige huidzones zoals rondom de ogen en de lippen.

7. Spoel tenslotte uw huid af met water en dep het droog met een handdoek.

i Het apparaat is ingesteld om automatisch uit te schakelen na 1 minuut. Maar, indien de modus echter wordt gewijzigd tijdens een behandeling, wordt de tijdsinstelling opnieuw op nul gezet en start het opnieuw.

6.1. Silk'n Pure Deluxe Accessoires

Naast de handige reisetui en het face wash reisflesje bevat de Silk'n Pure Deluxe twee extra behandelaccessoires. Beide zijn geschikt voor dagelijks gebruik.

De **gezichtsmassage borstelkop** verbetert de bloedcirculatie en geeft de huid een milde reiniging, voor een frissere en heldere huid. Volg de stappen in sectie 6. Aan de slag!

De **oogmassage borstelkop** helpt opgezwollen wallen en donkere kringen rond uw ogen te verminderen. Volg de volgende stappen om deze accessoire te gebruiken:

1. Reinig uw gezicht en zorg dat de huid schoon en droog is.
2. Plaats het metalen deel op het gebied onder uw ogen en schuif het vervolgens van links naar rechts. Doe dit 30 seconden tot 1 minuut per gebied. U kunt het ook gebruiken met uw favoriete oogserum, lotion of crème.

7. Reiniging en onderhoud

Gebruik warm water met een temperatuur van hoogstens 45 °C (113 °F).

7.1. Reinigen van de borstelkoppen

Maak de gewone (regular) en/of zachte (soft) **borstelkop(pen)** na elk gebruik schoon.

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld. Spoel het af met warm water en een milde zeep om deeltjes die mogelijk zijn komen vast te zitten te verwijderen. Schud het overtollige water vervolgens af.
- Maak de **borstelkop** droog met een schone doek. U kunt de **borstelkop** ook afdrogen door het apparaat weer in te schakelen en 5-10 seconden tegen een schone handdoek te wrijven.

 We adviseren u om gebruikte **borstelkoppen** uit hygiëneoverwegingen om de 3 maanden te vervangen. Doe dit eerder als u ziet dat ze versleten zijn.

 Laat de face wash zich niet ophopen op de **borstelkoppen**.

7.2. Silk'n Pure Deluxe Accessoires schoonmaken

- Spoel de **gezichtsmassage borstelkop** af met warm water en verwijder eventuele resten die zich hebben opgehoopt. Maak hem vervolgens droog met een schone doek.
- Veeg de **oogmassage borstelkop** af met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Was hem eventueel af met warm water en verwijder resten die zich hebben opgehoopt. Maak hem vervolgens droog met een schone doek.

7.3. Het apparaat en de gezichtsborstelhouder schoonmaken


We adviseren u om het apparaat na elk gebruik en de **gezichtsborstelhouder** een keer per maand schoon te maken. Vóór de reiniging:

- Maak het apparaat los van de **adapter**.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of chemicaliën om onderdelen te reinigen.
- Maak het apparaat of de **gezichtsborstelhouder** schoon met een vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel en wrijf het vervolgens droog met een schone doek.

⚠ Reinig het apparaat of de onderdelen ervan niet in de vaatwasmachine.

7.4. Vervangen van de borstelkop

1. Om de **borstelkop** te verwijderen, grijp de buitenste plastic basis van de **borstelkop** vast met een hand, en houdt de handgreep van het apparaat vast met de andere hand. Trek de borstelkop vervolgens naar boven totdat het losschiet.
2. U kunt een **borstelkop** bevestigen door het midden van de **borstelkop** op het **bevestigingspunt voor de borstel** voor de borstel te plaatsen.
3. Druk voorzichtig de **borstelkop** naar beneden tot hij vastklikt op zijn plaats.



7.5. Opbergen

- U kunt het apparaat in de **gezichtsborstelhouder** laten staan en deze als houder gebruiken.
- Als u niet van plan bent om het apparaat gedurende enige tijd te gebruiken, bevelen we u aan om het op een droge plaats te bewaren.

8. Problemen oplossen

Probeer niet om gesloten onderdelen van uw apparaat te repareren of te openen. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.

 Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Voor problemen of vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Silk'n.

Probleem	Handeling
Het apparaat start niet.	Verzekert u dat het apparaat correct opgeladen is. Sluit de adapter aan op het apparaat en het stopcontact en laad het apparaat minimaal 6 uur op voordat u het opnieuw gebruikt.
Het apparaat laadt niet op.	Controleer of de adapter goed op het apparaat en het stopcontact is aangesloten. Koppel de adapter los en sluit hem vervolgens opnieuw aan om het apparaat volledig te resetten. Indien het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de klantenservice.
Het apparaat schakelt zichzelf voortdurend uit.	Verzekert u dat het apparaat correct opgeladen is. Sluit de adapter aan op het apparaat en het stopcontact en laad het apparaat minimaal 6 uur op voordat u het opnieuw gebruikt.

9. Onderdelen en verbruiksartikelen

U kunt vervangende borstels kopen bij de winkelier waar u het apparaat hebt gekocht of deze rechtstreeks bestellen via onze website www.silk'n.eu.

10. Klantenservice

Kijk voor meer informatie op onze website, www.silk'n.eu. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand worden gedownload op de website. Neem contact op met de klantenservice van Silk'n om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen en eventuele andere problemen met uw apparaat te melden.

Onze contactgegevens:

Land	Servicenummer	E-mailadres
België	0800-29316	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Frankrijk	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Duitsland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silk'n.eu
Italië	+31 (0)180-330 550	servizioclientit@silk'n.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Spanje	900 823 302	servicioalcliente@silk'n.eu
Verenigd Koninkrijk	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Overige landen	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.eu

NL

11. Verwijdering



Verpakking: Scheid de materialen als u de verpakking verwijdert. Voer papier en karton af als oud papier en het folie via de inzamelingsdienst voor recyclebare materialen.



Apparaat: Niet afvoeren samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal afvalinzamelpunt voor de recycling van elektrische apparaten. Dit garandeert dat het apparaat op professionele wijze wordt gerecycled en voorkomt dat er schadelijke stoffen vrijkomen in het milieu. Zorg dat het apparaat niet is opgeladen voordat u het afvoert.

12. Specificaties


Netspanningsadapter	
Modelnummer:	RSS1002-025050-W2E (EU) / RSS1002-25050-W3U (VK)
Ingang:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Uitgang:	5 VDC; 500 mA
Uitgangsvermogen:	2,5 W
Veiligheidsklasse:	II
IP-code:	IP20

Gepubliceerde gegevens	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
Naam of merk van de fabrikant, handelsregister-nummer en adres:	Dongguan GaoYi Electronic Co., Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road ShiJie Town Dongguan, Guangdong, China	
Modelaanduiding:	RSS1002-025050-W2E (EU) RSS1002-25050-W3U (VK)	
Ingangsspanning:	100–240	V
Ingangswisselstroom-frequentie:	50/60	Hz
Uitgangsspanning:	5	V
Uitgangsstroom:	0.5	A
Uitgangsvermogen:	2,5	W
Gemiddelde efficiëntie tijdens het gebruik:	77.24	%
Stroomverbruik bij nullast:	0.04	W

13. Pictogrammen en symbolen

In deze gebruikershandleiding, op het apparaat of op de verpakking worden de volgende symbolen en signaalwoorden gebruikt.

	Verklaring van overeenstemming: Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke bepalingen in de Europese Economische Ruimte.
IPX7	Beschermd tegen waterimmersie gedurende hoogstens 30 minuten op een diepte van 1 m.
	Voer het product niet af met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal afvalinzamelpunt voor de recycling van elektrische apparaten.
	Dit symbool duidt elektrische apparaten van de veiligheidsklasse II aan.
	Het woord 'GS' staat voor 'geteste veiligheid'. Producten die worden aangeduid met dit symbool voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG) (EU adapter).
	Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).
	De adapter is uitgerust met een kortsluitvaste veiligheidstrafo.
IP20	De adapter is beschermd tegen vaste voorwerpen van maximaal 12 mm.
	De adapter heeft een schakelvoeding.
	De internationale efficiëntieaanduiding staat voor een stroomvoorziening die aan de vereisten van niveau VI voldoet.

	Dit symbool geeft de polariteit van de pinnen in de adapter aan.
	Het product voldoet aan nationale en internationale veiligheidsvoorschriften (adapter voor GB).
	Verklaring van overeenstemming: Producten die een etiket met dit symbool bevatten, voldoen aan alle toepasselijke bepalingen in het Verenigd Koninkrijk.

14. Garantie

Dit product is gedekt door een waarborg van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. In geval u een waarborg wenst op te eisen, verzeker u om uw klantendienst te contacteren voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is steeds bereid u te helpen!

15. Juridische kennisgeving

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Alle rechten voorbehouden.


Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook. Niets van dit document mag verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Silk'n Beauty Ltd. is eigenaar van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten voor de inhoud van dit document. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silk'n Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Silk'n en het logo van Silk'n logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland www.silkn.eu, info@silkn.eu.


Índice


1. Advertencias y contraindicaciones	72
2. Seguridad con el Silk'n Pure (Deluxe)	77
3. Conozca su Silk'n Pure (Deluxe)	78
4. Controles y ajustes del dispositivo	79
5. Plan de tratamiento	80
6. Empiece	80
7. Limpieza y mantenimiento	82
8. Resolución de problemas	83
9. Repuestos y consumibles	84
10. Servicio al Cliente	84
11. Eliminación	85
12. Especificaciones	85
13. Signos y símbolos	86
14. Garantía	87
15. Aviso legal	87

1. Advertencias y contraindicaciones

El manual del usuario se basa en los estándares y normativas en vigor en la Unión Europea. Cuando esté en el extranjero, debe seguir las directrices y leyes específicas del país en el que se encuentre. Por favor, lea todas las advertencias y contraindicaciones antes de su uso.

 No utilice el dispositivo si las piezas o accesorios no han sido suministrados por el fabricante como se define en este manual, o si el dispositivo está dañado, no parece funcionar adecuadamente, o si ve o huele humo. En dichos casos, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con Atención al cliente.

 Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. No intente reparar o abrir las partes selladas del dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos que le podrían provocar lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

 El fabricante no se hará responsable de ningún daño o lesión causada por el uso inadecuado o incorrecto.

 Mantenga el adaptador alejado del agua. El adaptador no es resistente al agua.

- ⚠ Asegúrese siempre de que sus manos están secas antes de conectar el adaptador al suministro eléctrico.
- ⚠ No coloque ni guarde el adaptador donde puedan caerse o ser empujado a una bañera, lavabo, agua o cualquier otro líquido.
- ⚠ No intente recuperar el adaptador si ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente antes de recuperarlo. ¡Si no desenchufa el adaptador, podría producirse una descarga eléctrica!
- ⚠ No utilice nunca el adaptador si están dañados el cable o la clavija, si este no funciona correctamente o si se ha sumergido en agua. Si eso sucede, desenchufe el adaptador de inmediato.
- ⚠ Nunca tire del cable del adaptador para desenchufarlo. Desenchúfelo siempre sujetando el adaptador.
- ⚠ Coloque el cable del adaptador de forma que no pueda tropezar con él.
- ⚠ No retuerza el cable del adaptador y no lo deje sobre bordes afilados.

- ⚠ No deje el dispositivo sumergido en una bañera o ducha durante más de 20 minutos.
- ⚠ No conecte los cabezales de cepillo húmedos mientras el dispositivo esté en carga.
- ⚠ No permita que el limpiador para el rostro se acumule en los cabezales de cepillo.
- ⚠ El dispositivo solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.
- ⚠ Si la batería presenta fugas, evite el contacto con la piel, ojos y membranas mucosas. Si fuera necesario, lave con agua las zonas afectadas y acuda al médico.
- ⚠ No limpie el dispositivo ni ninguna de sus partes en el lavavajillas.
- ⚠ ¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Para obtener más información, consulte la sección 11. Eliminación.

- ⚠ Este aparato contiene pilas que no pueden ser sustituidas por los usuarios.
- ⚠ Este aparato contiene pilas que no se pueden sustituir. Una vez que la pila llega al final de su vida útil, es necesario eliminar debidamente el aparato.
- ⚠ Antes de desechar el dispositivo, se debe retirar la batería.
- ⚠ Para retirar la batería del dispositivo, este se debe desconectar de la corriente eléctrica.
- ⚠ La batería se debe desechar de un modo seguro.
- ⚠ Debe prestar atención a los aspectos medioambientales relacionados con la eliminación de baterías. No tire las baterías usadas al cubo de la basura. Comuníquese con su punto de venta para proceder respetando el medio ambiente.

Cómo retirar la batería

Para retirar la batería, el dispositivo debe romperse. El dispositivo ya no funcionará ni se podrá reparar después de este procedimiento. Cualquier garantía quedará anulada si la cobertura del dispositivo está rota y se ha removido la batería. Se recomienda usar gafas y guantes de protección por seguridad.

Silk'n no se hará responsable de daño físico o material alguno derivado de este procedimiento.

Para extraer la batería, coloque el dispositivo portátil sobre una superficie resistente y dura. Con un martillo, golpee el dispositivo por la unión, siguiendo por toda esta unión, a ambos lados del dispositivo.

Una vez que la unión esté lo bastante rota, utilice unas pinzas o un destornillador para abrir la cobertura. Desentornille la placa de circuito impreso y retire la batería desconectando la clavija de la placa de circuito impreso.

Contraindicaciones

- ⚠ Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad o adultos y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisadas o reciban instrucciones sobre el uso del dispositivo de un modo seguro y comprendan los riesgos que involucra.
- ⚠ Los niños no deben jugar con el dispositivo ni con ninguna de sus piezas.
- ⚠ La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

- ⚠ Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta el dispositivo con otros.
- ⚠ Evite el contacto con los ojos.
- ⚠ No utilice un cabezal de cepillo seco en el rostro o cuello, porque puede causar irritación en la piel.

No utilice este dispositivo si tiene:

- ⚠ piel dolorida o dañada en el rostro o cuello.
- ⚠ un marcapasos.

Consulte con su médico si tiene:

- ⚠ cualquier afección médica o cualquier tipo de sensibilidad.
- ⚠ acné o cualquier otra afección de la piel.
- ⚠ una erupción, enrojecimiento o picazón durante o tras su uso.

2. Seguridad con el Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) ha sido sometido a prueba en cuanto a su permeabilidad al agua, en la medida que lo determina IPX7. Esto significa que el dispositivo es a prueba de agua y adecuado para su uso en la ducha o mientras se baña, pero no lo deje sumergido en agua durante más de 20 minutos.

El dispositivo también cuenta con protección contra sobrecargas. Esto significa que puede dejar de forma segura el adaptador en el dispositivo incluso si está conectado al suministro eléctrico sin riesgo de daños.

3. Conozca su Silk'n Pure (Deluxe)

Este manual del usuario se refiere a Silk'n Pure y Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) limpia de forma efectiva la piel y elimina la capa externa de células de la piel seca y escamada. Recoge las impurezas desde dentro de los poros y cualquier acumulación de restos de los pliegues de las líneas de expresión y arrugas finas. El dispositivo utiliza vibraciones para ayudar a suavizar la superficie de la piel, y masajea la piel para mejorar la circulación sanguínea.

Silk'n Pure (Deluxe) Elimina hasta 6 veces más maquillaje que la limpieza manual, dejando la piel limpia, suave y tersa.

Silk'n Pure (Deluxe) es un dispositivo eléctrico y debe usarse prestando especial atención a la seguridad. **Antes de utilizar el dispositivo es importante que lea y comprenda las instrucciones sobre cómo usar el dispositivo, incluidos los procedimientos posteriores al uso, y que las siga estrictamente.** Le recomendamos que se familiarice con las instrucciones en este manual antes de cada tratamiento.

3.1. Contenido del paquete

- El dispositivo Silk'n Pure (Deluxe)
- 2 cabezales de cepillo (regular, suave)
- Soporte del cepillo facial
- Adaptador
- Manual del usuario

Silk'n Pure Deluxe incluye los siguientes extras:

- Neceser de viaje
- Botella de limpiador facial de viaje
- Cabezal de cepillo para masaje facial
- Cabezal de cepillo para masaje ocular

3.2. Descripción del dispositivo

Silk'n Pure (Deluxe) es un pequeño limpiador para la piel portátil y eléctrico. Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver el lugar que ocupa cada función.

- Luz de carga (#1)
- Punto de conexión del cepillo (#2)
- Botón de control (#3)
- Enchufe adaptador (#4)
- Centro del cabezal de cepillo (#5)
- Cabezal de cepillo (#6)
- Soporte del cepillo facial (#7)
- Neceser de viaje (#8) *
- Botella de limpiador facial de viaje (#9) *
- Cabezal de cepillo para masaje facial (#10) *
- Cabezal de cepillo para masaje ocular (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Uso previsto


Silk'n Pure (Deluxe) Es un dispositivo que se vende sin receta para limpiar el rostro y el cuello y masajear su piel. No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no esté descrito en este manual.

4. Controles y ajustes del dispositivo


4.1. Cargando

Antes del primero uso, deberá cargar el dispositivo completamente. Para obtener mejores resultados, cargue su Silk'n Pure (Deluxe) durante 6 horas antes de usarlo por primera vez, incluso si hay carga residual en el dispositivo como resultado de los procedimientos de control de calidad.

1. Por su seguridad, asegúrese de que el dispositivo está completamente seco antes de cargarlo.
2. Conecte el **adaptador** al dispositivo y al suministro eléctrico.
3. Cuando está en carga, la **luz de carga** está en rojo y parpadea continuamente. Cuando está completamente cargado, la **luz de carga** es roja fija.

 Si está cargando el dispositivo por primera vez, aunque la **luz roja de carga** sea constante, deberá cargar el dispositivo durante 3 horas para conseguir una carga completa antes del primer uso.



4. Le recomendamos que desenchufe el dispositivo y guarde el **adaptador** tras cada carga completa hasta que necesite cargar el dispositivo de nuevo.

 Recomendamos que cargue el dispositivo totalmente al menos cada 3 meses para conservar la vida de la batería.

 No conecte los cabezales de cepillo húmedos mientras el dispositivo esté en carga.

4.2. Luces indicadoras y ajuste de las funciones

Su Silk'n Pure (Deluxe) es fácil de usar y tiene un **botón de control** y una **luz indicadora**. Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada función.


Botón	Acción	Función/Modo
Botón de control (#3) 	Pulsar x 1	Vibra - baja velocidad
	Pulsar x 2	Vibra - alta velocidad
	Pulsar x 3	Pulsaciones - baja velocidad
	Pulsar x 4	Pulsaciones - alta velocidad
	Pulsar x 5	El dispositivo se apaga
Luz de carga (#3) 	La luz es roja y parpadea durante 10 segundos	Batería baja
	La luz es roja y parpadea continuamente	Cargando
	La luz está en rojo fijo (visible únicamente cuando se conecta al suministro eléctrico)	Carga completada. La luz se apagará cuando el dispositivo se desconecte del adaptador , o cuando desenchufe el adaptador del suministro eléctrico.

5. Plan de tratamiento

- Para uso diario, pero no más de dos veces al día.
- Le recomendamos limpiar en estas zonas: frente, nariz, barbilla, mejillas, y cuello.
- La duración recomendada del tratamiento por zona es de 10 segundos.
- Silk'n Pure (Deluxe) está diseñado para limpiar la piel en tan solo 1 minuto. Le recomendamos que no sobrepase este tiempo.

6. Empiece

1. Seleccione el **cabezal de cepillo** adecuado para su tipo de piel. Empuje con suavidad el **cabezal del cepillo** sobre el **punto de conexión del cepillo**, hasta que escuche un clic.
2. Humedézcase la cara con agua tibia.
3. Humedezca el **cabezal del cepillo** con agua tibia y aplique el limpiador facial de su elección sobre el cabezal del cepillo.





No utilice un **cabezal de cepillo** seco en el rostro o cuello, porque puede causar irritación en la piel.

4. Presione el **botón de control** para encender el dispositivo. El dispositivo se inicia automáticamente en el modo de vibración a baja velocidad.
5. Para seleccionar el modo que desea, siga pulsando el botón de control para avanzar por los modos (consulte la sección [4.2. Luces indicadoras y ajuste de las funciones](#)).
6. Suavemente, pulse el **cabezal de cepillo** contra su piel con un movimiento circular hacia arriba. No se necesario aplicar presión.



Intente evitar las zonas de piel delicada como alrededor de los ojos o labios.

7. Para terminar, enjuague la piel con agua, y seque suavemente con una toalla.



El dispositivo está configurado para apagarse automáticamente tras un minuto. Sin embargo, si cambia los modos durante un tratamiento, el temporizador se reiniciará a cero y se iniciará de nuevo.

6.1. Silk'n Pure Deluxe accesorios

Además del útil neceser de viaje y la botella de limpiador facial de viaje, Silk'n Pure Deluxe incluye dos accesorios de tratamiento adicionales. Ambos son adecuados para uso diario.

El **Cabezal de cepillo para masaje facial** mejora la circulación sanguínea y limpia la piel suavemente, dejando su piel más fresca y brillante. Siga los pasos de la sección [6. Empiece](#)

El **Cabezal de cepillo para masaje ocular** ayuda a reducir la hinchazón y las ojeras de los ojos. Para utilizar este accesorio, siga estos pasos:

1. Limpie su rostro y asegúrese de que la piel está limpia y seca.
2. Coloque la parte metálica en la zona bajo sus ojos y luego deslice de izquierda a derecha. Haga esto durante 30 segundos a 1 minuto en una zona. También puede usarlo con su sérum, loción o crema para ojos favorita.

7. Limpieza y mantenimiento

Utilice agua caliente hasta un máximo de 45°C / 113°F.

7.1. Limpieza de los cabezales de cepillo

Limpie los **cabezales de cepillo** Regular y/o Suave después de cada uso.

- Asegúrese de que el dispositivo está apagado. Enjuague con agua caliente y jabón suave para eliminar cualquier resto que se haya acumulado. Luego sacuda suavemente para eliminar el exceso de agua.
- Seque el **cabezal de cepillo** con un paño limpio. También puede secar el **cabezal de cepillo** encendiendo de nuevo el dispositivo y frotándolo contra un paño limpio durante 5 a 10 segundos.
- ⓘ Por motivos de higiene, le recomendamos que sustituya los **cabezales de cepillo** usados cada tres meses, o antes si ve que están desgastados.

⚠ No permita que el limpiador para el rostro se acumule en los **cabezales de cepillo**.

7.2. Accesorios de limpieza Silk'n Pure Deluxe

- Lave el **Cabezal de cepillo para masaje facial** con agua caliente, y elimine los restos que se hayan acumulado. Luego séquelo con un paño limpio.
- Limpie el **Cabezal de cepillo para masaje ocular** con un paño húmedo usando un detergente suave. También puede lavarlo con agua caliente, y eliminar los restos que se hayan acumulado. Luego séquelo con un paño limpio.


7.3. Limpiar el dispositivo y el soporte del cepillo facial

Le recomendamos que limpie el dispositivo después de cada uso, y el **soporte del cepillo facial** una vez al mes. Antes de su limpieza:

- Desconecte el dispositivo del **adaptador**.
 - No utilice limpiadores abrasivos o productos químicos para limpiar cualquiera de sus partes.
 - Limpie el dispositivo o el **soporte del cepillo facial** con un paño húmedo usando un detergente suave, luego séquelo con un paño seco.
- ⚠ No limpie el dispositivo ni ninguna de sus partes en el lavavajillas.

7.4. Sustitución del cabezal de cepillo

1. Para quitar el **cabezal de cepillo**, simplemente sujete la base de plástico externa del **cabezal de cepillo** con una mano, y el mango del dispositivo con la otra, y tire hacia arriba hasta que se suelte.
2. Para conectar un **cabezal de cepillo**, coloque el centro del **cabezal de cepillo** en el **punto de conexión del cepillo**.
3. Presione suavemente el **cabezal de cepillo** y empuje hacia abajo hasta que se ajuste en su sitio.



7.5. Almacenamiento

- Puede dejar el dispositivo en el **soporte del cepillo facial** y usarlo como soporte de encimera.
- Si no tiene intención de utilizar el dispositivo durante algún tiempo, le recomendamos que lo guarde en un lugar seco.

8. Resolución de problemas

No intente reparar o abrir las partes selladas del dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos que le podrían provocar lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

- ⚠ Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. En caso de problemas o consultas, comuníquese con el Servicio al Cliente de Silk'n.

Problema	Acción
El dispositivo no se enciende.	Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente cargado. Conecte el adaptador al dispositivo y al suministro eléctrico y deje que el dispositivo cargue durante al menos seis horas antes del siguiente uso.

Problema	Acción
El dispositivo no carga.	Asegúrese de que el adaptador está conectado correctamente al dispositivo y al suministro eléctrico. Desenchufe el adaptador y luego vuelva a conectarlo de nuevo para resetear completamente el dispositivo. Si el problema persiste, póngase en contacto con Atención al Cliente.
El dispositivo se apaga constantemente.	Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente cargado. Conecte el adaptador al dispositivo y al suministro eléctrico y deje que el dispositivo cargue durante al menos seis horas antes del siguiente uso.

9. Repuestos y consumibles

Puede comprar cepillos de repuesto a través del comercio donde adquirió el dispositivo, o puede pedirlos directamente en nuestro sitio web: www.silkn.eu.

10. Servicio al Cliente

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.silkn.eu. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en nuestro sitio web. Contacte con el Servicio al Cliente de Silk'n para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo.

Nuestros datos de contacto son:

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemania	089 51 23 44 23	kundenservice.de@silkn.eu
Italia	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Países Bajos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
España	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Otros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Eliminación



Presentación: Deseche el embalaje separado en materiales de tipo único. Deseche el cartón como papel y el film transparente a través del servicio de recogida de materiales reciclables.



Dispositivo: ¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Esto garantiza que el dispositivo se recicle de forma profesional, e impide la liberación de sustancias dañinas al medioambiente. Asegúrese de que el dispositivo está descargado antes de desecharlo.

12. Especificaciones




Adaptador CA/DC	
Número de modelo:	RSS1002-025050-W2E (EU) / RSS1002-25050-W3U (Reino Unido)
Entrada:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Salida:	5 V CC; 500 mA
Potencia de salida:	2,5 W
Grado de protección:	II
Código IP:	IP20

Datos publicados	Valor y precisión	Unidad
Nombre o marca del fabricante, número de registro mercantil y dirección:	Dongguan GaoYi Electronic Co., Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road ShiJie Town Dongguan, Guangdong, China	
Identificación de modelo:	RSS1002-025050-W2E (EU) RSS1002-25050-W3U (Reino Unido)	
Tensión de entrada:	100–240	V
Frecuencia de corriente alterna de entrada:	50/60	Hz
Tensión de salida:	5	V
Corriente de salida:	0.5	A
Potencia de salida:	2,5	W
Eficiencia media durante el funcionamiento:	77.24	%
Consumo eléctrico con carga nula:	0.04	W

13. Signos y símbolos

Los siguientes símbolos y palabras señalizadoras se usan en este manual del usuario, en el dispositivo y en el embalaje.

	Declaración de conformidad: Los productos etiquetados con este símbolo cumplen con las provisiones de la Zona Económica Europea.
IPX7	Protegido contra la inmersión en agua hasta un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m.
	¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos.
	Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).
	La marca "GS" significa "seguridad comprobada". Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la Ley de Seguridad de Productos (ProdSG) Alemana (adaptador EU).
	Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).
	El adaptador cuenta con un transformador de seguridad a prueba de cortocircuitos.
IP20	El adaptador está protegido contra objetos sólidos de hasta 12 mm.
	El adaptador dispone de una fuente de alimentación conmutada.
	La marca de eficiencia internacional indica que la red eléctrica cumple con los requisitos del nivel VI.

	<p>Este símbolo indica la polaridad de las clavijas del adaptador.</p>
	<p>El producto cumple con los estándares de seguridad nacionales e internacionales (adaptador GB).</p>
	<p>Declaración de conformidad: Los productos etiquetados con este símbolo cumplen con todas las disposiciones de aplicación en el Reino Unido.</p>

14. Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

15. Aviso legal

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

Invention Works B.V. se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V. No está permitido reproducir o transmitir ninguna parte del presente documento en forma o medio alguno, ya sea electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa. Silk'n Beauty Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V., Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Índice

1. Advertências e contraindicações.....	89
2. Segurança com o Silk'n Pure (Deluxe)	94
3. Conhecer Silk'n Pure (Deluxe).....	95
4. Controlos e configurações do dispositivo.....	96
5. Plano de tratamento.....	97
6. Começar a utilizar!	98
7. Limpeza e manutenção	99
8. Resolução de problemas	101
9. Peças e consumíveis.....	101
10. Serviço de apoio ao cliente	102
11. Descarte.....	102
12. Especificações	103
13. Sinais e símbolos	104
14. Garantia	105
15. Aviso legal	105

1. Advertências e contraindicações

O manual do utilizador é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. Quando estiver no estrangeiro, deve também observar as diretrizes e leis específicas do país. Leia todas as advertências e contraindicações antes de utilizar.

⚠ Não use se as peças ou acessórios não forem fornecidos pelo fabricante, conforme definido neste manual, ou se o dispositivo estiver danificado ou se parecer não estar a funcionar corretamente, ou se vir ou cheirar fumo. Nesses casos, pare de usar o dispositivo e contacte o Serviço de apoio ao cliente.

⚠ Apenas pessoal autorizado pode efetuar reparações. Não tente reparar ou abrir partes seladas do seu dispositivo. Poderá expor-se a componentes perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.

⚠ O fabricante não se responsabiliza por danos físicos ou materiais causados por utilização inadequada ou incorreta.

⚠ Mantenha o adaptador afastado da água. O adaptador NÃO é impermeável.

- ⚠ Certifique-se sempre de que as suas mãos estão secas antes de ligar o adaptador à tomada elétrica.
- ⚠ Não coloque nem armazene o dispositivo onde possa cair ou que possa ser puxado para a banheira, lavatório, água ou qualquer outro líquido.
- ⚠ Não pegue no adaptador caso tenha caído na água. Desligue imediatamente antes de tentar recuperá-lo. Se não conseguir desligar o adaptador poderá sofrer um choque elétrico!
- ⚠ Nunca utilize o adaptador se tiver um cabo ou ficha danificada, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver sido submerso em água. Caso isso aconteça, desligue imediatamente o adaptador.
- ⚠ Nunca puxe o adaptador da tomada pelo cabo. Remova-o sempre segurando no adaptador.
- ⚠ Coloque o cabo do adaptador de forma a que não haja perigo de tropeçamento.
- ⚠ Não torça o cabo adaptador e não o coloque sobre bordas afiadas.

- ⚠ Não deixe o dispositivo submerso em banho ou duche de água por mais de 20 minutos.
- ⚠ Não acople cabeças de escovas molhadas enquanto este estiver a carregar.
- ⚠ Não permita que a lavagem de cara acumule nas cabeças da escova.
- ⚠ O dispositivo pode ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.
- ⚠ Se ocorrer o extravasamento dos conteúdos da bateria, evite o contacto com a pele, olhos e membranas mucosas. Se necessário, lave as áreas afetadas com água e procure assistência médica.
- ⚠ Não coloque o dispositivo nem nenhuma das suas peças na máquina de lavar.
- ⚠ Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos. Para detalhes, consulte a secção 11. Descarte.
- ⚠ Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas por utilizadores.

- ⚠ Este aparelho contém baterias não substituíveis. Quando a vida útil da bateria chegar ao fim, o aparelho deverá ser descartado adequadamente.
- ⚠ A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser eliminada.
- ⚠ O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação, ao remover a bateria.
- ⚠ A pilha deve ser eliminada em segurança.
- ⚠ Deve prestar atenção aos aspetos ambientais de eliminação da bateria. Não coloque as baterias usadas num cesto do lixo. Para proteger o ambiente, contacte o seu revendedor.

Remoção da pilha

Para remover a bateria, o dispositivo deve ser desmontado. O dispositivo deixará de funcionar após este procedimento e não poderá se reparado. Qualquer garantia será anulada quando o alojamento do aparelho estiver quebrado e a bateria tiver sido removida. É fortemente recomendável utilizar óculos e luvas de proteção.

A Silk'n não é responsável por nenhuns danos físicos ou materiais, como resultado da realização deste procedimento.

Para remover a bateria, coloque o dispositivo numa superfície resistente e dura. Utilize um martelo para acertar no aparelho na junta e continue a acertar ao longo de toda a junta de ambos os lados do dispositivo.

Uma vez que a junta esteja suficientemente partida, utilize um alicate ou uma chave de fendas para abrir o alojamento. Desaparafuse o PCB (placa de circuito impresso) e remova a bateria, desligando a ficha do PCB.

Contraindicações

- ⚠ Este aparelho deve ser usado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes tiver sido dadas supervisão ou instruções relativas à utilização do dispositivo de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.
- ⚠ As crianças não devem brincar com o dispositivo nem com nenhuma das suas partes.
- ⚠ A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão.

- ⚠ Por razões higiénicas, não partilhe o dispositivo com outros.
- ⚠ Evite o contacto com os olhos.
- ⚠ Não utilize uma cabeça de escova seca na superfície ou pescoço, pois pode causar irritação da pele.

Não utilize o dispositivo se tiver:

- ⚠ pele dolorida ou ferida no rosto ou no pescoço.
- ⚠ um pacemaker.

Consulte o seu médico se tiver:

- ⚠ qualquer condição médica ou qualquer tipo de sensibilidade.
- ⚠ acne ou qualquer outra doença da pele.
- ⚠ uma erupção cutânea, vermelhão ou comichão durante ou após o uso.

2. Segurança com o Silk'n Pure (Deluxe)

o Silk'n Pure (Deluxe) foi testado relativamente à entrada de água, na medida do abrangido pela norma IPX7. Isso significa que o seu dispositivo é impermeável e adequado para uso no chuveiro ou enquanto toma um banho, mas não o deixe submerso na água por mais de 20 minutos.

O dispositivo também possui uma proteção de sobrecarga. Isto significa que pode deixar com segurança o adaptador no dispositivo, mesmo que esteja conectado ao fornecimento de eletricidade, sem o risco de danos.

3. Conhecer Silk'n Pure (Deluxe)

Este manual do utilizador refere-se ao Silk'n Pure e ao Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) limpa efetivamente a pele e remove a camada externa de células de pele secas e escamosas. Levanta as impurezas dos poros e de resíduos acumulados nas dobras das rídulas e rugas. O dispositivo usa vibrações para ajudar a suavizar a superfície da pele e massaja a sua pele para melhorar a circulação sanguínea.

Silk'n Pure (Deluxe) remove até 6 vezes mais maquilhagem do que a limpeza manual, deixando a sua pele limpa, suave e macia..

Silk'n Pure (Deluxe) é um aparelho eficaz e, como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção à segurança. **Antes de utilizar, é importante que leia e compreenda as instruções relativas ao modo de utilização do dispositivo, incluindo os procedimentos pós-utilização e siga-os estritamente.** Recomendamos que se familiarize com as instruções deste manual antes de cada tratamento.

3.1. Conteúdo da embalagem

- O seu Silk'n Pure (Deluxe) dispositivo
- 2 cabeças de escovas (regular, macio)
- Suporte da escova de rosto
- Adaptador
- Manual do utilizador

Silk'n Pure Deluxe inclui os seguintes extras:

- Estojo de viagem
- Garrafa de viagem de lavagem de rosto
- Cabeça de escova de massagem de rosto
- Cabeça de escova de massagem de olhos

3.2. Descrição do dispositivo

Silk'n Pure (Deluxe) é um aparelho de limpeza da pele pequeno de mão, alimentado a eletricidade. Consulte o esquema na parte da frente deste manual para ver a localização de cada funcionalidade.

- Luz de carga (#1)
- Ponto de ligação de escova (#2)
- Botão de controlo (#3)
- Entrada de adaptador (#4)
- Centro de cabeça de escova (#5)
- Cabeça de escova (#6)
- Suporte da escova de rosto (#7)
- Estojo de viagem (#8)
- Garrafa de viagem de lavagem de rosto (#9)*
- Cabeça de escova de massagem de rosto (#10)*
- Cabeça de escova de massagem de olhos (#11)*

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Utilização prevista


Silk'n Pure (Deluxe) é um dispositivo de balcão destinado a limpar o seu rosto e pescoço e massajar a sua pele. Não utilizar para qualquer finalidade exceto conforme descrito neste manual.

4. Controlos e configurações do dispositivo

4.1. Carregamento

Antes de utilizar pela primeira vez, o seu dispositivo deve ser completamente carregado. Para melhores resultados, carregue o seu Silk'n Pure (Deluxe) durante 6 horas antes de utilizá-lo pela primeira vez, mesmo se existe alguma carga residual no dispositivo como resultado dos procedimentos de controlo de qualidade.

1. Para sua segurança, certifique-se de que o dispositivo está completamente seco antes de carregar.
2. Ligue o **adaptador** ao dispositivo à tomada.
3. Quando carregar, a **luz de carga** fica vermelha e pisca continuamente. Quando estiver completamente carregado, a **luz de carga** fica vermelha de forma fixa.

 Se estiver a carregar pela primeira vez, mas a **luz de carregamento** deve deixar o dispositivo a carregar durante 3 horas.



4. Recomendamos que desligue o dispositivo e guarde o **adaptador** após cada carga completa até que necessite de carregar o dispositivo novamente.

 Recomendamos que carregue o dispositivo completamente pelo menos a cada 3 meses para manter a vida útil da bateria.

 Não acople cabeças de escovas molhada enquanto este estiver a carregar.

4.2. Luzes indicadoras e definições da função

O seu Silk'n Pure (Deluxe) é fácil de utilizar e possui um **botão de controlo** e um **luz de indicadora**. Consulte o esquema na parte da frente do manual para ver a localização de cada funcionalidade.


Botão	Ação	Função/modo
Botão de controlo (#3) 	Pressione x 1	Vibra - baixa velocidade
	Pressione x 2	Vibra - alta velocidade
	Pressione x 3	Pulsa - baixa velocidade
	Pressione x 4	Pulsa - alta velocidade
	Pressione x 5	O dispositivo apaga-se
Luz de carga (#1) 	A luz é vermelha e pisca durante 10 segundos	Bateria fraca
	A luz é vermelha e pisca continuamente.	Carregamento
	A luz é constantemente vermelha (visível apenas quando ligada à corrente)	Carregamento completo. A luz irá apagar-se quando o dispositivo estiver desligado do adaptador , ou quando remover o adaptador da corrente elétrica.

5. Plano de tratamento

- Para utilização diária, mas não mais do que duas vezes por dia.
- É recomendável que limpe estas áreas: testa, nariz, queixo, bochecha esquerda, bochecha direita e pescoço.
- O tempo de tratamento recomendado para a área é 10 segundos.
- O Silk'n Pure (Deluxe) foi concebido para limpar a sua pele em apenas 1 minuto. É recomendável não ultrapassar este tempo.

6. Começar a utilizar!

1. Selecione a **cabeça de escova** para o seu tipo de pele. Pressione suavemente a **cabeça da escova** no **ponto de acoplamento da escova**, até que ouça um clique.
2. Humedeça o rosto com água morna.
3. Humedeça a **cabeça da escova** com água morna e aplique lavagem de cara à sua escolha para a cabeça da escova.



! Não utilize uma **cabeça de escova** na cara ou pescoço, porque pois causar irritação da pele.

4. Prima o **botão de controlo** para ligar o dispositivo. O dispositivo inicia automaticamente no modo de vibração de baixa velocidade.
5. Para seleccionar o modo desejado, continue pressionando o botão de controlo para percorrer os modos (veja a [seção 4.2. Luzes indicadoras e definições da função](#)).
6. Pressione suavemente a **cabeça de escova** contra a sua pele e mova-a em movimento circular superior. Não é necessário aplicar qualquer pressão.
7. Para terminar, lave a pele com água e com batidelas suaves com uma toalha.

i Tente evitar áreas delicadas da pele, como em torno dos olhos ou dos lábios.

- i** O dispositivo está configurado para desligar automaticamente após 1 minuto. Contudo, se alterar modos durante o tratamento de limpeza, o temporizador irá reinicializar-se a zero e iniciará de novo.

6.1. Silk'n Pure Deluxe acessórios

Além do estojode viagem acessível e da garrafa de viagem de lavagem facial, Silk'n Pure Deluxe inclui dois acessórios de tratamento adicionais.. Ambos são adequados para uso diário.

A **cabeça da escova de Massagem Facial** melhora a circulação sanguínea e limpa a pele suavemente, deixando a sua pele mais fresca e brilhante. Siga as etapas da [secção 6. Começar a utilizar!](#)

A **cabeça da escova de Massagem dos Olhos** ajuda a reduzir a injeção e os círculos escuros ao redor dos olhos. Para usar este acessório, siga estes passos:


1. Limpe o seu rosto e verifique se a pele está limpa e seca.
2. Coloque a parte metálica na área debaixo dos olhos e deslize da esquerda para a direita. Faça isso por 30 segundos a 1 minuto numa área. Você também pode usá-lo com o seu soro, loção ou creme de olho favorito.

7. Limpeza e manutenção

Use água morna até um máximo de 45°C.

7.1. Limpeza das cabeças de escova

Limpe a(s) cabeça(s) de escova **Regular e/ou rush head(s)** após cada utilização.

- Certifique-se de que o dispositivo está adequadamente desligado. Enxague com água morna e sabão neutro para remover qualquer acumulação que possa ter acumulado. Em seguida, retire qualquer água em excesso.
- Seque a **cabeça de escova** com um pano seco. Pode ainda secar a **cabeça da escova** ligando o dispositivo, e esfregando-o contra um pano limpo durante 5-10 segundos.
-  Por motivos higiénicos, recomendamos que substitua **cabeças de escovas** a cada 3 meses, ou mais cedo se verificar que estão gastos.

 Não permita que a lavagem de cara acumule nas **cabeças da escova**.

7.2. Limpeza Silk'n Pure Deluxe de acessórios

- Lave a **cabeça de escova de Massagem de Rosto** com água quente, e remova qualquer incorporação que pode ter sido acumulado. Em seguida, seque-a com um pano seco.
- Limpe a **cabeça de escova Massagem de olhos** com um pano humedecido utilizando um detergente neutro. Alternativamente, lave com água morna e remova qualquer acumulação que possa ter acumulado. Em seguida, seque-a com um pano seco.



7.3. Limpe o dispositivo e o apoio da escova de rosto

Recomendamos que limpe o dispositivo após cada utilização, e a **o apoio da escova** uma vez por mês. Antes de limpar:

- Desligue o dispositivo a partir do **adaptador**.
 - Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou produtos químicos para limpar quaisquer peças.
 - Limpe o dispositivo ou **suporte da escova do rosto** com um pano humedecido utilizando um detergente neutro e, em seguida, limpe-o com um pano seco.
- ⚠ Não coloque o dispositivo nem nenhuma das suas peças na máquina de lavar.

7.4. Substituição da cabeça da escova

1. Para remover a **cabeça da escova**, basta segurar pela base de plástico exterior da **cabeça da escova** com uma mão, e o manípulo de dispositivo com a outra, e puxe para cima até solte.
2. Para acoplar uma **cabeça de escova**, coloque o centro da **cabeça da escova** no **ponto de acoplamento da escova**.
3. Exerça uma leve pressão na **cabeça da escova** e pressione para baixo até sentir um "clique" de introdução correta.



7.5. Armazenamento

- Pode deixar o dispositivo no **suporte da escova do rosto** e use-o como suporte superior do balcão.
- Se não planear usar o dispositivo durante algum tempo, recomendamos que guarde-o num local seco.

8. Resolução de problemas

Não tente reparar ou abrir partes seladas do seu dispositivo. Poderá expor-se a componentes perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.

 Apenas pessoal autorizado pode efetuar reparações. Para problemas ou questões técnicas, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Silk'n.

Problema	Ação
O dispositivo não inicia.	Certifique-se de que o dispositivo está adequadamente carregado. Acople o adaptador e à fonte de alimentação e deixe-o a carregar durante pelo menos 6 horas antes da utilização seguinte.
O dispositivo não carrega.	Certifique-se de que o adaptador está corretamente ligado ao dispositivo e à alimentação. Desligue o adaptador e, em seguida, ligue-o novamente para repor completamente o dispositivo. Se o problema persistir, contacte o Serviço ao cliente.
O meu dispositivo está sempre a desligar-se.	Certifique-se de que o dispositivo está adequadamente carregado. Acople o adaptador ao dispositivo e à fonte de alimentação e deixe-o a carregar durante pelo menos 6 horas antes da utilização seguinte.

9. Peças e consumíveis

Pode comprar escovas de substituição de compra através do revendedor onde comprou o dispositivo ou pode encomendar diretamente no nosso website: www.silkn.eu.

10. Serviço de apoio ao cliente

Para mais informações, consulte o nosso website www.silkn.eu. Este manual também está disponível em PDF para download a partir do website. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Silk'n para comunicar um funcionamento inesperado ou qualquer outro problema com o seu dispositivo.

Os nossos detalhes de contacto são:

País	Número da assistência técnica	Email
Bélgica	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
França	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemanha	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Itália	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Países Baixos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espanha	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Outros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Descarte



Embalagem: Elimine a embalagem separada em materiais de tipo único. Descarte o papelão e cartão como resíduo de papel e película através do serviço de recolha de material reciclável.



Dispositivo: Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos. Isto garante que o dispositivo seja reciclado profissionalmente e evita a libertação de substâncias prejudiciais para o meio ambiente. Certifique-se de que o dispositivo está descarregado antes de ser eliminado.

12. Especificações




Adaptador CA/CC	
Número de modelo:	RSS1002-025050-W2E (UE)/RSS1002-25050-W3U (RU)
Entrada:	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
Saída:	5 VDC; 500 mA
Potência de saída:	2,5 W
Classe de proteção:	II
Código IP:	IP20

Dados publicados	Valor e exatidão	Unidade
Nome ou marca do fabricante, número de registo comercial e morada:	Dongguan GaoYi Electronic Co., Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road ShiJie Town Dongguan, Guangdong, China	
Especificações de modelo:	RSS1002-025050-W2E (EU) RSS1002-25050-W3U (RU)	
Tensão de entrada:	100–240	V
Frequência da corrente de alimentação alternada:	50/60	Hz
Tensão de saída:	5	V
Corrente de saída:	0.5	A
Potência de saída:	2,5	W
Eficiência média de funcionamento:	77.24	%
Consumo de corrente em vazio:	0,04	W

13. Sinais e símbolos

Os símbolos e palavras-sinal que se seguem são utilizados neste manual do utilizador, no dispositivo ou na embalagem.

	Declaração de conformidade: os produtos rotulados com este símbolo satisfazem todas as disposições aplicáveis da Área Económica Europeia.
IPX7	Protegido contra imersão até 30 minutos a uma profundidade de 1 m.
	Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que elimine este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos.
	Este símbolo identifica aparelhos elétricos da classe de proteção II.
	A palavra "GS" significa segurança testada. Os produtos marcados com este símbolo cumprem os requisitos previstos na legislação alemã relativa à segurança dos produtos (ProdSG, na sigla em alemão) (Adaptador EU).
	Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em áreas interiores secas).
	O adaptador está equipado com um transformador de segurança à prova de curto-circuito.
IP20	O adaptador está protegido contra objetos sólidos até 12 mm.
	O adaptador possui uma fonte de alimentação comutada.
	As marcações relativas à eficiência internacionalmente válidas indicam que a alimentação de tensão está em conformidade com os requisitos de nível VI.

	<p>Este símbolo indica a polaridade dos pinos no adaptador.</p>
	<p>O produto cumpre as normas nacionais e internacionais de segurança (adaptador GB).</p>
	<p>Declaração de Conformidade: os produtos marcados com este símbolo satisfazem todas as disposições aplicáveis do Reino Unido.</p>

14. Garantia

Este produto é abrangido por uma garantia de 2 anos, de acordo com os regulamentos e a legislação europeia. A extensão da garantia neste produto limita-se a defeitos técnicos provocados por processos de produção defeituosos. Caso queira reclamar a garantia, certifique-se de que contacta a assistência técnica para obter instruções. Poderão ser capazes de solucionar os seus problemas sem precisarem de devolver o produto à loja ou à assistência técnica. A nossa assistência técnica está sempre pronta para ajudá-lo!

15. Aviso legal

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Todos os direitos reservados.

A Invention Works B.V. reserva-se o direito a efetuar alterações aos seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a comercialização. Acredita-se que as informações fornecidas pela Invention Works B.V. sejam exatas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou não segundo sob qualquer patente ou direitos de patente da Invention Works B.V. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, eletrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização expressa por escrito da Invention Works B.V. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. A Silk'n Beauty Ltd. possui patentes e aplicações de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá direito a qualquer licença destas patentes, direitos comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme o expressamente declarado em qualquer acordo por escrito por parte da Silk'n Beauty Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Silk'n e os logótipos da Silk'n são marcas registadas da Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Roterdão, Países Baixos www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Πίνακας περιεχομένων

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις.....	107
2. Ασφαλής χρήση του Silk'n Pure (Deluxe).....	114
3. Γνωρίστε το Silk'n Pure (Deluxe).....	114
4. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής.....	115
5. Πρόγραμμα θεραπείας	117
6. Έναρξη!.....	117
7. Καθαρισμός και συντήρηση.....	118
8. Αντιμετώπιση προβλημάτων	120
9. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα	121
10. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	121
11. Απόρριψη	122
12. Προδιαγραφές.....	122
13. Σήματα και σύμβολα	123
14. Εγγύηση.....	124
15. Νομική σημείωση.....	125

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε επίσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα σας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις αντενδείξεις πριν τη χρήση.

⚠ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν ανήκουν στον κατασκευαστή, όπως ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, ή εάν η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά ή εάν δείτε ή μυρίσετε καπνό στη διάρκεια της χρήσης της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

⚠ Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να ανοίξετε σφραγισμένα μέρη της συσκευής σας. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

- ⚠ Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται λόγω ακατάλληλης ή εσφαλμένης χρήσης της συσκευής.
- ⚠ Προστατεύστε τον προσαρμογέα από το νερό. Ο προσαρμογέας ΔΕΝ είναι αδιάβροχος.
- ⚠ Φροντίστε να είναι τα χέρια σας πάντα στεγνά προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα στην τροφοδοσία ρεύματος.
- ⚠ Μην τοποθετείτε και μη φυλάσσετε τον προσαρμογέα σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να παρασυρθεί μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα, νερό ή οποιοδήποτε άλλο είδος υγρού.
- ⚠ Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τον προσαρμογέα σε περίπτωση που πέσει μέσα σε νερό. Πριν τον πιάσετε, αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Εάν δεν αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα από την πρίζα μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία!
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμογέα αν το καλώδιο ή το βύσμα του έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά ή έχει βυθιστεί σε νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα από την πρίζα.

- ⚠ Μην τραβάτε ποτέ τον προσαρμογέα από το καλώδιο για να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατήστε τον προσαρμογέα στο χέρι σας και αφαιρέστε τον από την πρίζα.
- ⚠ Τοποθετείτε το καλώδιο του προσαρμογέα κατά τρόπο που δεν ενέχει τον κίνδυνο να σκοντάψει κάποιος επάνω του.
- ⚠ Μην τυλίγετε το καλώδιο του προσαρμογέα και μην το αφήνετε επάνω σε αιχμηρά άκρα.
- ⚠ Μην αφήνετε τη συσκευή κάτω από νερό στη μπανιέρα ή στο ντους για περισσότερα από 20 λεπτά.
- ⚠ Μη συνδέετε βρεγμένες κεφαλές με βουρτσάκι στη συσκευή ενώ φορτίζει.
- ⚠ Μην αφήνετε υπολείμματα από προϊόντα καθαρισμού προσώπου να συσσωρεύονται στις κεφαλές με βουρτσάκι.
- ⚠ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας.
- ⚠ Εάν υπάρχει διαρροή μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. Εάν απαιτείται, ξεπλύνετε τις προσβεβλημένες περιοχές με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της στο πλυντήριο πιάτων.

⚠ Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 11. Απόρριψη.

GR

⚠ Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τους χρήστες.

⚠ "Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Όταν παρέλθει η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σωστά."

⚠ Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν την απόρριψή της.

⚠ Η συσκευή πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από την κεντρική ηλεκτρική τροφοδοσία πριν την αφαίρεση της μπαταρίας.

⚠ Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.

⚠ Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον κάδο σκουπιδιών. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αφαίρεση μπαταρίας



Για την αφαίρεση της μπαταρίας, η συσκευή θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί. Η συσκευή δεν θα λειτουργεί πλέον μετά από τη διαδικασία αυτή, αλλά ούτε και θα είναι δυνατόν να επισκευαστεί. Οποιαδήποτε εγγύηση θα καταστεί άκυρη, εάν σπάσετε το περίβλημα της συσκευής και αφαιρέσετε την μπαταρία. Συνιστάται ένθερμα να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

Η Silk'n δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, ανθεκτική επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί για να χτυπήσετε τη συσκευή στο σημείο ένωσης και συνεχίστε αυτή τη διαδικασία κατά μήκος ολόκληρης της ένωσης και στις δύο πλευρές της συσκευής.

Όταν η ένωση έχει ανοίξει επαρκώς, χρησιμοποιήστε μια πένσα ή ένα κατσαβίδι για να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα. Ξεβιδώστε την πλακέτα PCB (πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος) και βγάλτε την μπαταρία αποσυνδέοντας το βύσμα από την πλακέτα PCB.

Αντενδείξεις

-  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
-  Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή οποιαδήποτε εξαρτήματά της.

- ⚠ Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- ⚠ Μην μοιράζεστε τη συσκευή με άλλους, για λόγους υγιεινής.
- ⚠ Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε μια κεφαλή με βουρτσάκι χωρίς να έχει προηγουμένως υγρανθεί στο πρόσωπο ή στο λαιμό, καθώς μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του δέρματος.

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, εάν έχετε:

- ⚠ πληγές ή τραυματισμούς στο δέρμα του λαιμού ή του προσώπου.
- ⚠ βηματοδότη.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε:

- ⚠ οποιαδήποτε ιατρική πάθηση ή ευαισθησία.
- ⚠ ακμή ή άλλη δερματική διαταραχή.
- ⚠ εξανθήματα, ερυθρότητα ή κνησμό στη διάρκεια χρήσης ή μετά τη χρήση της συσκευής.

2. Ασφαλής χρήση του Silk'n Pure (Deluxe)

Το Silk'n Pure (Deluxe) έχει δοκιμαστεί για εισχώρηση νερού στο βαθμό που καλύπτεται από την πιστοποίηση IPX7. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή σας είναι αδιάβροχη και κατάλληλη για χρήση κάτω από το ντους και ενώ κάνετε αφρόλουτρο. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραμένει βυθισμένη σε νερό για περισσότερα από 20 λεπτά.

Η συσκευή διαθέτει επίσης προστασία από την υπερφόρτιση. Έτσι, μπορείτε να αφήνετε τον προσαρμογέα στη συσκευή ακόμα και όταν παραμένει συνδεδεμένος στην τροφοδοσία ρεύματος, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών.

3. Γνωρίστε το Silk'n Pure (Deluxe)

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη αφορά τα προϊόντα Silk'n Pure και Silk'n Pure Deluxe.

Το Silk'n Pure (Deluxe) καθαρίζει αποτελεσματικά το δέρμα απομακρύνοντας την εξωτερική κυτταρική στοιβάδα του ξηρού και φολιδοειδούς δέρματος. Απομακρύνει ακαθαρσίες από το εσωτερικό των πόρων καθώς και συσσωρευμένα υπολείμματα από τις πτυχές των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων. Η συσκευή χρησιμοποιεί δονήσεις που απαλύνουν την επιφάνεια του δέρματος και κάνουν απαλό μασάζ βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος.

Το Silk'n Pure (Deluxe) αφαιρεί έως και 6 φορές περισσότερο μακιγιάζ σε σχέση με το χειροκίνητο καθαρισμό, αφήνοντας το δέρμα σας καθαρό, απαλό και μεταξένιο.

Το Silk'n Pure (Deluxe) είναι μια ηλεκτρική συσκευή και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλειά σας. **Πριν τη χρήση, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, καθώς και όλες τις διαδικασίες μετά τη χρήση της, και να τις εφαρμόζετε αυστηρά.** Σας συνιστούμε να συμβουλευέστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν από κάθε θεραπεία.

3.1. Περιεχόμενο συσκευασίας

- Η συσκευή σας Silk'n Pure (Deluxe)
- 2 κεφαλές με βουρτσάκι (κανονικό, μαλακό)
- Βάση για το βουρτσάκι προσώπου
- Προσαρμογέας
- Εγχειρίδιο χρήστη

Στη συσκευασία του Silk'n Pure Deluxe περιλαμβάνονται επιπλέον τα εξής:

- Θήκη ταξιδιού
- Δοχείο ταξιδιού για υγρό καθαρισμού προσώπου
- Κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ προσώπου
- Κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ ματιών

3.2. Περιγραφή συσκευής

Το Silk'n Pure (Deluxe) είναι μια μικρού μεγέθους ηλεκτρική συσκευή χειρός για τον καθαρισμό του δέρματος. Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρχή αυτού του εγχειριδίου για να δείτε τη θέση κάθε στοιχείου.

- Λυχνία φόρτισης (#1)
- Σημείο σύνδεσης για το βουρτσάκι (#2)
- Κουμπιά ελέγχου (#3)
- Υποδοχή προσαρμογέα (#4)
- Κέντρο της κεφαλής με βουρτσάκι (#5)
- Κεφαλή με βουρτσάκι (#6)
- Βάση για το βουρτσάκι προσώπου (#7)
- Θήκη ταξιδιού (#8) *
- Δοχείο ταξιδιού για υγρό καθαρισμού προσώπου (#9) *
- Κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ προσώπου (#10) *
- Κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ ματιών (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Προοριζόμενη χρήση

Το Silk'n Pure (Deluxe) είναι μια συσκευή οικιακής χρήσης για καθαρισμό και μασάζ του δέρματος στο πρόσωπο και το λαιμό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

4. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής


4.1. Φόρτιση

Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή σας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, φορτίστε το Silk'n Pure (Deluxe) για 6 ώρες πριν από την πρώτη χρήση, ακόμα και αν έχει παραμείνει κάποιο φορτίο στη συσκευή ως αποτέλεσμα των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας.

1. Για την ασφάλειά σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τελείως στεγνή πριν τη φόρτιση.
2. Συνδέστε τον **προσαρμογέα** στη συσκευή και στην τροφοδοσία ρεύματος.
3. Κατά τη φόρτιση, η **λυχνία φόρτισης** αναβοσβήνει διαρκώς σε κόκκινο χρώμα. Μόλις η συσκευή φορτίσει πλήρως, η **λυχνία φόρτισης** παραμένει σταθερά αναμμένη σε κόκκινο χρώμα.

i Ακόμα και στην περίπτωση που η **λυχνία φόρτισης** είναι αναμμένη σταθερά σε κόκκινο χρώμα ενώ φορτίζετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε φόρτιση για 3 ώρες.



4. Μετά από κάθε φόρτιση, σας συνιστούμε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και να αποθηκεύετε τον **προσαρμογέα** μέχρι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να φορτίσετε τη συσκευή.

 Σας συνιστούμε να φορτίζετε πλήρως τη συσκευή τουλάχιστον ανά 3 μήνες για τη διατήρηση της ζωής της μπαταρίας.

 Μη συνδέετε βρεγμένες κεφαλές με βουρτσάκι στη συσκευή ενώ φορτίζει.

4.2. Ενδεικτικές λυχνίες και ρυθμίσεις λειτουργίας

Το Silk'n Pure (Deluxe) είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση, ενώ διαθέτει ένα **κουμπί ελέγχου** και μία **ενδεικτική λυχνία**. Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρχή αυτού του εγχειριδίου για να δείτε τη θέση κάθε στοιχείου.


Κουμπί	Ενέργεια	Λειτουργία / Κατάσταση
Κουμπί ελέγχου (#3) 	Πατήστε 1 φορά	Η συσκευή δονείται - χαμηλή ταχύτητα
	Πατήστε 2 φορές	Η συσκευή δονείται - υψηλή ταχύτητα
	Πατήστε 3 φορές	Η συσκευή πάλλεται - χαμηλή ταχύτητα
	Πατήστε 4 φορές	Η συσκευή πάλλεται - υψηλή ταχύτητα
	Πατήστε 5 φορές	Η συσκευή απενεργοποιείται
Λυχνία φόρτισης (#1) 	Η λυχνία αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα για 10 δευτερόλεπτα	Χαμηλή μπαταρία
	Η λυχνία αναβοσβήνει διαρκώς σε κόκκινο χρώμα	Φόρτιση
	Η λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη σε κόκκινο χρώμα (μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ρεύματος)	Πλήρης φόρτιση. Η λυχνία σβήνει, όταν η συσκευή αποσυνδέεται από τον προσαρμογέα ή όταν αφαιρέτε τον προσαρμογέα από την τροφοδοσία ρεύματος.




5. Πρόγραμμα Θεραπείας

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθημερινά, χωρίς να υπερβαίνετε τις δύο φορές ημερησίως.
- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις εξής περιοχές: μέτωπο, μύτη, πηγούνι, μάγουλα και λαιμό.
- Ο συνιστώμενος χρόνος θεραπείας είναι 10 δευτερόλεπτα σε κάθε περιοχή.
- Το Silk'n Pure (Deluxe) έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει το δέρμα σας σε μόλις 1 λεπτό. Φροντίστε να μην υπερβαίνετε αυτόν τον χρόνο.

6. Έναρξη!

1. Επιλέξτε την κατάλληλη **κεφαλή με βουρτσάκι** για τον τύπο του δέρματός σας. Πιέστε απαλά την **κεφαλή με βουρτσάκι** στο **σημείο σύνδεσης για το βουρτσάκι** μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
2. Βρέξτε το πρόσωπό σας με χλιαρό νερό.
3. Υγρανέτε την **κεφαλή με βουρτσάκι** με χλιαρό νερό και τοποθετήστε τη λοσιόν καθαρισμού της επιλογής σας επάνω στο βουρτσάκι.



-  Μη χρησιμοποιείτε την **κεφαλή με βουρτσάκι** χωρίς προηγουμένως να έχει υγρανθεί στο πρόσωπο ή στο λαιμό, καθώς μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του δέρματος.
4. Πατήστε το **κουμπί ελέγχου** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα στη λειτουργία δόνησης σε χαμηλή ταχύτητα.
 5. Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου για να περιηγηθείτε στις διαφορετικές λειτουργίες (βλ. ενότητα 4.2. Ενδεικτικές λυχνίες και ρυθμίσεις λειτουργίας).
 6. Πιέστε απαλά την **κεφαλή με βουρτσάκι** επάνω στο δέρμα σας και μετακινήστε την κάνοντας ανοδικές, κυκλικές κινήσεις. Δεν χρειάζεται να ασκείτε ιδιαίτερη πίεση.
 Προσπαθήστε να αποφύγετε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος, όπως το περίγραμμα των ματιών ή των χειλιών.
 7. Τέλος, ξεπλύνετε το δέρμα σας με νερό και σκουπίστε το ταμποναριστά με μια πετσέτα για να το στεγνώσετε.
-  Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 λεπτό. Ωστόσο, εάν αλλάξετε

τη ρύθμιση λειτουργίας στη διάρκεια της θεραπείας, ο χρονοδιακόπτης θα μηδενιστεί και θα ξεκινήσει από την αρχή.

6.1. Silk'n Pure Deluxe Αξεσουάρ

Εκτός από την πρακτική θήκη ταξιδιού και το δοχείο ταξιδιού για υγρό καθαρισμού προσώπου, το Silk'n Pure Deluxe περιλαμβάνει δύο πρόσθετα αξεσουάρ θεραπείας. Και τα δύο είναι κατάλληλα για καθημερινή χρήση.

Η **κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ προσώπου** βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και εξασφαλίζει ήπιο καθαρισμό, αφήνοντας το δέρμα σας αναζωογονημένο και πιο φωτεινό. Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας 6. [Εναρξη!](#)

Η **κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ ματιών** συμβάλλει στη μείωση του πρηξίματος και των μαύρων κύκλων γύρω από τα μάτια. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το αξεσουάρ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Καθαρίστε το πρόσωπό σας και βεβαιωθείτε ότι είναι απολύτως στεγνό.
2. Τοποθετήστε το μεταλλικό τμήμα στην περιοχή κάτω από τα μάτια και μετακινήστε το από τα αριστερά προς τα δεξιά. Συνεχίστε αυτήν την κίνηση στην ίδια περιοχή για 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αξεσουάρ με τον ορό, το γαλάκτωμα ή την κρέμα ματιών που προτιμάτε.

7. Καθαρισμός και συντήρηση

Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό με θερμοκρασία έως 45°C / 113°F.

7.1. Καθαρισμός των κεφαλών με βουρτσάκι

Φροντίστε να καθαρίζετε την κανονική ή/και την απαλή **κεφαλή με βουρτσάκι** μετά από κάθε χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι για να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα. Στη συνέχεια, τινάξτε την κεφαλή για την αποβολή της υπερβολικής ποσότητας νερού.
- Στεγνώστε την **κεφαλή με βουρτσάκι** χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί. Μπορείτε επίσης να στεγνώσετε την **κεφαλή με βουρτσάκι** ενεργοποιώντας ξανά τη συσκευή και τρίβοντας την κεφαλή επάνω σε ένα καθαρό πανί για 5-10 δευτερόλεπτα.

i Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε την αντικατάσταση των χρησιμοποιημένων **κεφαλών με βουρτσάκι** κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα, εάν παρατηρήσετε ότι έχουν φθαρεί.



Μην αφήνετε προϊόντα καθαρισμού του προσώπου να συσσωρευούνται στις **κεφαλές με βουρτσάκι**.

7.2. Καθαρισμός των Silk'n Pure Deluxe αξεσουάρ

- Πλύνετε την **κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ προσώπου** με ζεστό νερό και αφαιρέστε τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα. Στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα καθαρό πανί.
- Σκουπίστε την **κεφαλή με βουρτσάκι για μασάζ ματιών** χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί και ήπιο καθαριστικό. Διαφορετικά, μπορείτε να πλύνετε την κεφαλή με ζεστό νερό αφαιρώντας τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα. Στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα καθαρό πανί.

7.3. Καθαρισμός της συσκευής και της βάσης για το βουρτσάκι προσώπου

Συνιστούμε τον καθαρισμό της συσκευής μετά από κάθε χρήση και τον καθαρισμό της **βάσης για το βουρτσάκι προσώπου** μία φορά το μήνα. Πριν τον καθαρισμό:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον **προσαρμογέα**.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή χημικές ουσίες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
- Καθαρίστε τη συσκευή ή τη **βάση για το βουρτσάκι προσώπου** με ένα νωπό πανί και ήπιο καθαριστικό και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.




Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της στο πλυντήριο πιάτων.

7.4. Αντικατάσταση της κεφαλής με βουρτσάκι

1. Για να αφαιρέσετε την **κεφαλή με βουρτσάκι**, απλώς πιάστε την εξωτερική πλαστική βάση της **κεφαλής με βουρτσάκι** με το ένα χέρι και τη λαβή της συσκευής με το άλλο και τραβήξτε προς τα επάνω μέχρι να απασφαλιστεί.
2. Για να συνδέσετε μια **κεφαλή με βουρτσάκι**, τοποθετήστε το κέντρο της στο αντίστοιχο **σημείο σύνδεσης για το βουρτσάκι**.

3. Πιέστε απαλά την **κεφαλή με βουρτσάκι** και σπρώξτε την προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



7.5. Αποθήκευση

- Μπορείτε να αφήνετε τη συσκευή στη **βάση για το βουρτσάκι προσώπου** επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι προτιμότερο να την φυλάξετε σε ένα στεγνό μέρος.

8. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να ανοίξετε σφραγισμένα μέρη της συσκευής σας. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

- ⚠ Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Για προβλήματα ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'η.

Πρόβλημα	Ενέργεια
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί σωστά. Συνδέστε τον προσαρμογέα στη συσκευή και στην τροφοδοσία ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να φορτίσει για τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την επόμενη χρήση.
Η συσκευή δεν φορτίζει.	Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος σωστά στη συσκευή και στην τροφοδοσία ρεύματος. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα και στη συνέχεια συνδέστε τον ξανά για να γίνει πλήρης επαναφορά της συσκευής. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόβλημα	Ενέργεια
Η συσκευή απενεργοποιείται συνέχεια.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί σωστά. Συνδέστε τον προσαρμογέα στη συσκευή και στην τροφοδοσία ρεύματος και φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την επόμενη χρήση.

9. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα

Μπορείτε να προμηθευτείτε βούρτσες αντικατάστασης από το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσατε τη συσκευή ή να τις παραγγείλετε απευθείας από τον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση: www.silkn.eu.

10. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.silkn.eu. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης σε PDF από τον ιστότοπό μας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία, περιστατικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη συσκευή σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Χώρα	Τηλεφωνικός αριθμός σέρβις	Email
Βέλγιο	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Γαλλία	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Γερμανία	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Ιταλία	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Ολλανδία	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Ισπανία	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Ηνωμένο Βασίλειο	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Άλλες χώρες	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Απόρριψη



Συσκευασία: Απορρίψτε τα διαφορετικά υλικά της συσκευασίας ξεχωριστά. Απορρίψτε το χαρτόνι και το χαρτοκιβώτιο στους κάδους ανακύκλωσης χαρτίου και τη μεμβράνη μέσω της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.



Συσκευή: Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα! Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό διασφαλίζει ότι η συσκευή ανακυκλώνεται επαγγελματικά και εμποδίζει την απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκφορτισμένη, πριν την απορρίψετε.

12. Προδιαγραφές







Προσαρμογές AC/DC	
Αριθμός μοντέλου:	RSS1002-025050-W2E (EE) / RSS1002-25050-W3U (HB)
Είσοδος:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Έξοδος:	5VDC, 500mA
Ισχύς εξόδου:	2,5 W
Κατηγορία προστασίας:	II
Κωδικός IP:	IP20






Δημοσιευμένα στοιχεία	Τιμή και ακρίβεια	Μονάδα
Επωνυμία ή μάρκα κατασκευαστή, αριθμός εμπορικού μητρώου και διεύθυνση:	Dongguan GaoYi Electronic Co., Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road Shilie Town Dongguan, Guangdong, Κίνα	
Κωδικός μοντέλου:	RSS1002-025050-W2E (EE) RSS1002-25050-W3U (HB)	
Τάση εισόδου:	100–240	V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου:	50/60	Hz
Τάση εξόδου:	5	V
Ρεύμα εξόδου:	0.5	A
Ισχύς εξόδου:	2,5	W

Μέση απόδοση σε λειτουργία:	77.24	%
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο:	0.04	W

13. Σήματα και σύμβολα

Τα παρακάτω σύμβολα και οι λέξεις σήμανσης χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, στη συσκευή ή στη συσκευασία.

	Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα που φέρουν ετικέτα με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
IPX7	Προστασία από βύθιση της συσκευής σε βάθος έως 1 μέτρο και για 30 λεπτά.
	Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
	Το σύμβολο αυτό χαρακτηρίζει ηλεκτρικές συσκευές της κατηγορίας προστασίας II.
	Το σήμα «GS» σημαίνει δοκιμασμένη ασφάλεια. Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο πληρούν τις προδιαγραφές του γερμανικού νόμου περί ασφάλειας προϊόντων (ProdSG) (προσαρμογέας ΕΕ).
	Οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό είναι κατάλληλες μόνο για τη χρήση στο νοικοκυριό (σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους).
	Ο προσαρμογέας διαθέτει μετασχηματιστή προστασίας βραχυκυκλώματος.
IP20	Ο προσαρμογέας διαθέτει προστασία από στερεά αντικείμενα έως 12 mm.

	<p>Ο προσαρμογέας διαθέτει τροφοδοσία μεταγωγής.</p>
	<p>Το διεθνές σύμβολο απόδοσης επισημαίνει ότι η παροχή ρεύματος πληροί τις απαιτήσεις της βαθμίδας VI.</p>
	<p>Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πολικότητα των ακίδων του προσαρμογέα.</p>
	<p>Το προϊόν πληροί τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας (προσαρμογέας GB).</p>
	<p>Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις του Ηνωμένου Βασιλείου.</p>

14. Εγγύηση

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 χρόνων σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και νόμους. Η έκταση της εγγύησης γι' αυτό το προϊόν περιορίζεται σε τεχνικά ελαττώματα που προκαλούνται από εσφαλμένες διαδικασίες παραγωγής. Στην περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε απαίτηση για εγγύηση βεβαιωθείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας για οδηγίες. Ενδεχομένως να μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημά σας χωρίς την ανάγκη επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα ή στο κέντρο σέρβις. Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας θα χαρεί να σας βοηθήσει!

15. Νομική σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα 2023 © Silkn Beauty Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η Invention Works B.V. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Invention Works B.V. θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Invention Works B.V. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιονδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Invention Works B.V. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Invention Works B.V. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Silkn Beauty Ltd. κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Silkn Beauty Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το Silk'n και το λογότυπο Silk'n αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Silkn Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Ολλανδία www.silkn.eu, info@silkn.eu.

İçindekiler Tablosu

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar	127
2. Güvenlik İpucu Silk'n Pure (Deluxe)	132
3. Silk'n Pure (Deluxe) cihazınızı tanıyın	133
4. Cihaz kontrolleri ve ayarları	134
5. Uygulama planı	135
6. Başlayın!	135
7. Temizlik ve bakım	136
8. Sorun giderme	138
9. Yedek parçalar ve sarf malzemeleri.....	138
10. Müşteri hizmetleri	139
11. Bertaraf etme!	139
12. Teknik özellikler	140
13. İşaretler ve semboller	141
14. Garanti	142
15. Yasal uyarı.....	142

1. Uyarılar ve kontrendikasyonlar

Kullanım kılavuzunda Avrupa Birliđi içinde yürürlükte olan standart ve kurallar esas alınmıřtır. Avrupa Birliđi dıřındayken, ilgili ülkedeki özel kılavuzlara ve yasalara da uymanız gerekir. Kullanmadan önce lütfen tüm uyarıları ve kontrendikasyonları okuyun.

⚠ Bu kılavuzda tanımlandığı üzere üretici tarafından temin edilmeyen parça veya aksesuarları kullanmayın veya cihaz herhangi bir şekilde hasarlıysa, düzgün çalışmadığı görölüyorsa veya duman görüyor veya kokusunu alıyorsanız cihazı kullanmayın. Bu tip durumlarda, cihazı kullanmayı bırakın ve Müřteri Hizmetleriyle iletiřim kurun.

⚠ Tamir iřlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekteřirilebilir. Cihazınızın yalıtımlı parçalarını onarma veya deđiřtirme giriřiminde bulunmayın. Kendinizi tehlikeli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

⚠ Üretici, uygunsuz veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

- ⚠️ Adaptörü sudan uzak tutun. Adaptör su geçirmez değildir.
- ⚠️ Adaptörü elektrik kaynağına bağlamadan önce mutlaka ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- ⚠️ Adaptörü küvet, lavabo, su ya da başka bir sıvının içene düşme ya da çekilme olasılığı olan yerlere koymayın ve böyle yerlerde muhafaza etmeyin.
- ⚠️ Suya düşmüş adaptörü almaya çalışmayın. Almadan önce hemen fişini çekin. Adaptörü prizden çekmezseniz elektrik akımına kapılabilirsiniz!
- ⚠️ Kablosu ya da fişi zarar görmüş, düzgün çalışmayan ya da suya batırılmış adaptörü kullanmayın. Böyle bir durumda, hemen adaptörün fişini prizden çekin.
- ⚠️ Adaptörü prizden hiçbir zaman kablodan çekerek çıkarmayın. Mutlaka adaptörü tutarak çıkarın.
- ⚠️ Adaptör kablosunu takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştirin.
- ⚠️ Adaptör kablosunu bükmeyin ve keskin kenarlar üzerine koymayın.

- ⚠ Cihazı banyo veya duşta su içinde 20 dakikadan daha uzun süre bırakmayın.
- ⚠ Cihaz şarj edilirken ıslak olan fırça başlıkları takmayın.
- ⚠ Yüz yıkama ürününün fırça başlıklarında birikmesine izin vermeyin.
- ⚠ Cihaz sadece birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.
- ⚠ Batarya sızıntı yapmışsa cilt, göz ve mukoza zarıyla temas etmemesini sağlayın. Gerekirse etkilenen bölgeleri suyla yıkayarak tıbbi yardım alın.
- ⚠ Cihazı ya da parçalarının herhangi birini temizlemek için bulaşık makinesi kullanmayın.
- ⚠ Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Ayrıntılar için bkz. bölüm 11. Bertaraf etme!
- ⚠ Bu ürün, kullanıcılar tarafından değiştirilemeyecek piller içermektedir.

- ⚠ Bu ürün, değiştirilemeyen piller içerir. Pilin ömrü sona erdiğinde, ürün uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
- ⚠ Cihaz hurdaya çıkarılmadan önce bataryası çıkarılmalıdır.
- ⚠ Batarya çıkarılırken cihazın ana güç kaynağı ile olan bağlantısı kesilmelidir.
- ⚠ Batarya güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- ⚠ Batarya bertarafının çevre ile ilgili boyutlarına dikkat edilmelidir. Kullanılmış bataryaları çöp kutusuna atmayın. Lütfen çevreyi korumak için satıcı ile irtibata geçin.

Bataryanın çıkarılması

Bataryayı çıkarmak için cihazın parçalarına ayrılması gerekir. Bu işlem yapılırsa cihaz artık çalışmaz ve onarılamaz. Cihazın kaplaması kırılıp batarya çıkarılırsa cihazın garantisi geçersiz olur. Koruyucu gözlükler ve eldivenler kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.

Bu işlemin gerçekleştirilmesinden doğabilecek fiziksel ya da maddi hasarlardan Silk'n sorumlu değildir.

Bataryayı çıkarmak için cihazı sert ve sağlam bir yüzeye koyun. Cihazın birleşme yerine çekiçle vurun ve cihazın iki tarafında bu işlemi yapın.

Bağlantı yeri yeterince ayrılınca muhafazayı çıkarmak için pense ya da tornavida kullanın. PCB'nin (baskılı devre kartı) vidasını sökün ve bataryanın PCB bağlantısını kopararak bataryayı çıkarın.

Kontrendikasyonlar

- ⚠ Bu cihaz, refakatçi olunması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimatların verilmesi ve yer alabilecek tehlikenin farkında olmalarının sağlanması halinde 8 ve üzeri yaş çocuklar, kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel özelliklere sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- ⚠ Çocuklar cihaz veya herhangi bir parçası ile oynamamalıdır.
- ⚠ Temizlik veya bakım gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- ⚠ Hijyen açısından, cihazı başkalarıyla paylaşmayın.
- ⚠ Göz ile temasından kaçının.

⚠️ Kuru bir fırça başlığını yüz veya boyun üzerinde kullanmayın, çünkü ciltte tahrişe neden olabilir.

Şu durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse bu cihazı kullanmayın:

⚠️ yüz veya boynunuzda uçuk veya yaralı cilt varsa.

⚠️ kalp pili kullanıyorsanız.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuza danışın:

⚠️ herhangi bir tıbbi rahatsızlık veya her türlü hassasiyet.

⚠️ akne veya diğer herhangi bir cilt bozukluğu.

⚠️ kullanım sırasında veya sonrasında döküntü, kızarıklık veya kaşınma.

2. Güvenlik İpucu Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) cihazınız IPX7 kapsamına uygun şekilde su girişi için teste tabi tutulmuştur. Testin sonuçlarına göre cihazınız su geçirmez olup duş veya banyo sırasında su altında kullanılabilir, ancak cihazı banyo veya duşta su içinde 20 dakikadan daha uzun süre bırakmayın.

Cihazda ayrıca aşırı şarj koruması özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde, elektrik kaynağına bağlı olsa bile, zarar görme riski olmadan adaptörü güvenle cihazda bırakabilirsiniz.

3. Silk'n Pure (Deluxe) cihazınızı tanıyın

Bu kullanım kılavuzu hem Silk'n Pure hem de Silk'n Pure Deluxe ürünlerine atıfta bulunur.

Silk'n Pure (Deluxe) cildi mükemmel biçimde arındırır ve kuru ve soyulan deri hücrelerinin dış katmanını giderir. Gözenekler içindeki kirleri ve ince kat çizgileri ve kırışıkların içindeki kalıntı birikimlerini yerinden çıkarır. Cihaz cildin yüzeyinin pürüzsüzleşmesine yardımcı olmak için titreşimler kullanır ve kan dolaşımını hızlandırmak için cildinize masaj yapar.

Silk'n Pure (Deluxe) elle yapılan temizlikten 6 kat daha iyi makyaj temizliği sağlayarak cildinizi temiz, pürüzsüz ve yumuşak hale getirir.

Silk'n Pure (Deluxe) bir elektrikli cihazdır ve güvenliğe özel dikkat gösterilerek kullanılmalıdır. **Kullanımdan önce, kullanım sonrası işlemler dahil olmak üzere cihazın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili talimatları okuyup anlamanız ve harfiyen uygulamanız önemlidir.** Her uygulamadan önce bu kılavuzdaki talimatları incelemeniz tavsiye edilir.

3.1. Paket içerikleri

- Silk'n Pure (Deluxe) cihazınız
- 2 fırça başlığı (Normal, Yumuşak)
- Yüz fırçası parçası
- Adaptör
- Kullanım kılavuzu

Silk'n Pure Deluxe şu ekstraları içerir:

- Seyahat çantası
- Yüz yıkama ürünü seyahat şişesi
- Yüz Masaj fırçası başlığı
- Göz Masaj fırçası başlığı

3.2. Cihazın tanımı

Silk'n Pure (Deluxe) küçük, elde kullanılan, elektrik enerjisiyle çalışan bir cilt temizleyicisidir. Cihazdaki özelliklerin yerleri için bu kullanma kılavuzunun başında verilen çizime bakınız.

- Şarj ışığı (#1)
- Fırça takma noktası ((#2))
- Kontrol düğmesi (#3)
- Adaptör soketi (#3)
- Fırça başlığı merkezi ((#5))
- Fırça başlığı (#6)
- Yüz fırçası standı (#7)
- Seyahat çantası (#8) *
- Yüz yıkama ürünü seyahat şişesi (#9) *
- Yüz Masaj fırçası başlığı (#10) *
- Göz Masaj fırçası başlığı (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Kullanım amacı

Silk'n Pure (Deluxe) yüzünüzü ve boynunuzu temizlemek ve cildinize masaj yapmak için tasarlanmış, reçetesiz satılan bir cihazdır. Bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında başka bir amaçla kullanmayın.

4. Cihaz kontrolleri ve ayarları

4.1. Şarj oluyor

İlk kez kullanmadan önce, cihazınızın tamamen şarj edilmesi gerekir. En iyi sonuçlar için, kalite kontrol işlemlerinin sonucunda cihazda bir miktar artık akım kalmış olsa da, Silk'n Pure (Deluxe)'i ilk kez kullanmadan önce 6 saat süreyle şarj edin.

1. Güvenliğiniz için, şarj etmeden önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.
2. **Adaptörü** cihaza ve elektrik kaynağına bağlayın.
3. Şarj sırasında, **şarj ışığı** kırmızıdır ve sürekli yanıp söner. Tam şarj olduğunda, **şarj ışığı** sabit kırmızıdır.

i Cihazı ilk defa şarj ettiğiniz halde **şarj ışığı** sabit bir şekilde kırmızı yansa da cihazı 3 saat şarjda tutmanız gerekir.


4. Her tam şarj işleminden sonra cihazı tekrar şarj etmeniz gerekene kadar cihazı fişten çekmenizi ve **adaptörü** saklamanızı öneririz.


i Pil ömrünü korumak için cihazı en az 3 ayda bir tam olarak şarj etmenizi öneririz.

! Cihaz şarj edilirken ıslak olan fırça başlıkları takmayın.

4.2. Gösterge ışıkları ve fonksiyon ayarları

Silk'n Pure (Deluxe) cihazınızın kullanımı kolaydır ve bir **kontrol düğmesi** ve bir **gösterge ışığı** vardır. Cihazdaki özelliklerin yerleri için bu kullanma kılavuzunun başında verilen çizime bakınız.

Düğme	İşlem	Fonksiyon / Mod
	1 kez basma	Titreşir - düşük hız
	2 kez basma	Titreşir - yüksek hız
	3 kez basma	Atar - düşük hız
	4 kez basma	Atar - yüksek hız
	5 kez basma	Cihaz kapanır

Düğme	İşlem	Fonksiyon / Mod
Şarj ışığı (#1) 	İşık kırmızıdır ve 10 saniye yanıp söner	Düşük batarya
	İşık kırmızıdır ve sürekli yanıp söner	Şarj oluyor
	İşık sabit kırmızıdır (sadece elektrik kaynağına bağlandığında görülebilir)	Tam şarjlı. Cihazın adaptörle bağlantısı kesildiğinde veya adaptörü elektrik kaynağından ayırduğunuzda ışık söner.

5. Uygulama planı


- Günlük kullanıma uygundur, ancak günde iki defadan fazla kullanılmamalıdır.
- Şu bölgelerde temizleme yapılmasını öneriyoruz: alın, burun, çene, yanaklar ve boyun.
- Önerilen uygulama süresi bölge başına 10 saniyedir.
- Silk'n Pure (Deluxe), cildinizi sadece 1 dakika içinde temizleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu süreyi aşmamanızı öneriyoruz.

6. Başlayın!

1. Cilt tipinize uygun olan **fırça başlığını** seçin. **Fırça başlığını fırça takma noktasına** yerleştirip yerine oturma sesini duyunca kadar hafifçe itin.
2. Yüzünüzü ılık su ile ıslatın.
3. **Fırça başlığını** ılık suyla nemlendirin ve tercih ettiğiniz yüz yıkama ürününü fırça başlığına uygulayın.

 Kuru bir **fırça başlığını** yüz veya boyun üzerinde kullanmayın, çünkü ciltte tahrişe neden olabilir.

4. Cihazı çalıştırmak için **Kontrol düğmesine** basın. Cihaz otomatik olarak düşük hızlı titreşim modunda başlar.
5. İsteddiğiniz modu seçmek için, kontrol düğmesine basmaya devam ederek modlar arasında geçiş yapın (bkz. kısım 4.2. Gösterge ışıkları ve fonksiyon ayarları).
6. **Fırça başlığını** cildinizin üzerine hafifçe bastırın ve yukarı yönde dairesel olarak hareket ettirin. Basınç uygulamaya gerek yoktur.



i Gözler veya dudakların çevresi gibi hassas bölgelerden kaçınmaya çalışın.

7. Bitirmek için, cildinizi suyla durulayın ve bir havluyla kurulayın.

i Cihaz 1 dakika sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak, uygulama sırasında modları değiştirirseniz zamanlayıcı sıfırlanır ve yeniden başlar.

6.1. Silk'n Pure Deluxe aksesuarlar

Kullanışlı seyahat çantasına veya yükemeye ürünü seyahat şişesine ek olarak, Silk'n Pure Deluxe iki ek uygulama aksesuarına sahiptir. Her ikisi de günlük kullanıma uygundur.

Yüz Masaj fırçası başlığı kan dolaşımını hızlandırıp cildi hafifçe temizleyerek cildinizi tazeler ve parlaklık verir. ... bölümündeki adımları takip edin. [6. Başlayın!](#)

Göz Masaj fırçası başlığı gözlerin çevresindeki kabarıklığın ve siyah dairelerin azaltılmasına yardımcı olur. Bu aksesuarı kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Yüzünüzü temizleyin ve cildin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Metal parçayı gözlerinizin altına yerleştirin ve ardından soldan sağa kaydırın. Bunu bir bölgede 30 saniye ile 1 dakika arasında yapın. Bunu sevdiğiniz göz serumu, losyonu veya kremi ile de kullanabilirsiniz.

7. Temizlik ve bakım

En fazla 45°C / 113° F ılık su kullanın.

7.1. Fırça başlıklarını temizleme

Normal ve/veya Yumuşak **fırça başlığını/başlıklarını** her kullanımdan sonra temizleyin.

● Cihazın kapatılmış olduğundan emin olun. Birikmiş olabilecek her türlü kalıntıyı gidermek için ılık su ve hafif sabun ile durulayın. Daha sonra fazla suyu silkeleyerek gidirin.

● **Fırça başlığını** temiz bir bezle kurulayın. Ayrıca cihazı tekrar açarak ve temiz bir bezle 5-10 saniye oarak da **fırça başlığını** kurulayabilirsiniz.

i Hijyen bakımından, kullanılmış **fırça başlıklarını** 3 ayda bir veya yıprandıklarında görüyorsanız daha erken bir zamanda değiştirmenizi öneririz.

⚠ Yüz yıkama ürününün **fırça başlıklarında** birikmesine izin vermeyin.

7.2. Silk'n Pure Deluxe aksesuarlarını temizleme

- **Yüz Masajı fırça başlığını** ılık suyla yıkayın ve birikmiş olabilecek her türlü kalıntıyı giderin. Ardından temiz bir bez ile kurulayın.
- **Göz Masajı fırça başlığını** hafif bir deterjan kullanarak nemli bir bezle silin. Alternatif olarak, ılık suyla yıkayın ve birikmiş olabilecek her türlü kalıntıyı giderin. Ardından temiz bir bez ile kurulayın.



7.3. Cihaz ve yüz fırçası standını temizleme

Cihazı her kullanımdan sonra ve **yüz fırçası standını** ayda bir kez temizlemenizi öneririz. Temizlikten önce:

- Cihazın **adaptörle** bağlantısını kesin.
 - Herhangi bir parçayı temizlemek için kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri ve kimyasallar kullanmayın.
 - **Yüz fırçası standını** hafif bir deterjan kullanarak nemli bir bezle temizleyin, ardından temiz bir bezle silip kurulayın.
- ⚠ Cihazı ya da parçalarının herhangi birini temizlemek için bulaşık makinesi kullanmayın.

7.4. Fırça başlığının değiştirilmesi

1. **Fırça başlığını** çıkarmak için bir elinizle **fırça başlığının** dış plastik tabanını, diğer elinizle de cihazı tutarak fırçayı yerinden çıkana kadar yukarı çekin.
2. Bir **fırça başlığını** takmak için **fırça başlığının** merkezini **fırça takma noktasına** yerleştirin.
3. **Fırça başlığını** merkezinden hafifçe bastırarak yerine oturmasını sağlayın.



7.5. Depolama

- Cihazı **yüz fırçası standında** bırakabilir ve tezgah üstü bir stand olarak kullanabilirsiniz.
- Cihazı bir süre kullanmayı planlamıyorsanız, kuru bir yerde muhafaza etmenizi öneririz.

8. Sorun giderme

Cihazınızın yalıtımlı parçalarını onarma veya değiştirme girişiminde bulunmayın. Kendinizi tehlikeli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

⚠ Tamir işlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir. Sorun ve sorularınız için lütfen Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Sorun	İşlem
Cihaz çalışmıyor.	Cihazın şarjının olduğundan emin olun. Adaptörü cihaza ve elektrik kaynağına takarak cihazın bir sonraki kullanımdan önce en az 6 saat şarjda kalmasını sağlayın.
Cihaz şarj olmuyor.	Adaptörün cihaza ve elektrik kaynağına düzgün takıldığından emin olun. Adaptörün fişini çekin ve ardından cihazı tamamen bağlamak için yeniden bağlayın. Sorun devam ederse, Müşteri Hizmetlerine başvurun.
Cihaz sürekli kapanıyor.	Cihazın şarjının olduğundan emin olun. Adaptörü cihaza ve elektrik kaynağına takarak cihazı bir sonraki kullanımdan önce en az 6 saat şarj edin.

9. Yedek parçalar ve sarf malzemeleri

Yedek fırçaları cihazı satın aldığınız bayiden alabilir veya www.silkn.eu web sitemizden doğrudan sipariş edebilirsiniz.

10. Müşteri hizmetleri

Daha fazla bilgi için, www.silkn.eu web sitemize göz atın. Bu kılavuzu web siteden PDF olarak da indirebilirsiniz. Beklenmeyen çalışma durumları veya olaylar ya da cihazınızla ilgili tüm diğer sorunlar için Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

İletişim bilgilerimiz şunlardır:

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
İtalya	+31 (0)180-330 550	servizioclientit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
İspanya	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Bertaraf etme!



Ambalaj: Ambalajı tek tip malzemeler olarak ayrılmış şekilde bertaraf edin. Karton ve kutuyu atık kağıt olarak ve filmi geri dönüştürülebilir malzeme toplama hizmeti aracılığıyla bertaraf edin.



Cihaz: Cihazı evsel atıklarla birlikte atmayın! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde cihazın profesyonel şekilde geri dönüştürülmesi sağlanır ve zararlı maddelerin çevreye salınması önlenir. Bertaraf öncesinde cihazın şarjsız durumda olduğundan emin olun.


12. Teknik özellikler

AC/DC Adaptörü	
Model numarası:	RSS1002-025050-W2E (AB) / RSS1002-25050-W3U (Birleşik Krallık)
Giriş:	100–240V~ 50/60 Hz 0,2 A
Çıkış:	5VDC; 500mA
Çıkış gücü:	2,5 W
Koruma sınıfı:	II
IP kodu:	IP20




Yayınlanan veriler	Değer ve hassasiyet	Birim
Üreticinin adı veya markası, ticari sicil numarası ve adres:	Dongguan GaoYi Electronic Co, Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road Shijie Town Dongguan, Guangdong, Çin	
Model adı:	RSS1002-025050-W2E (AB) RSS1002-25050-W3U (Birleşik Krallık)	
Giriş gerilimi:	100–240	V
Alternatif akım giriş frekansı:	50/60	Hz
Çıkış voltajı:	5	V
Çıkış akımı:	0.5	A
Çıkış gücü:	2,5	W
Çalışma esnasında ortalama verim:	77.24	%
Yüksüz durumda elektrik tüketimi:	0.04	W

13. İşaretler ve semboller

Aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri bu kullanım kılavuzunda, cihazda veya ambalaj üzerinde kullanılmaktadır.

	Uygunluk Beyanı: Bu sembol ile etiketlenmiş ürünler Avrupa Ekonomik Alanının geçerli tüm hükümlerini yerine getirir.
IPX7	1m derinlikte 30 dakikaya kadar su içinde kalmaya karşı korumalıdır.
	Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir.
	Bu sembol, Koruma Sınıfı II kapsamındaki elektrik cihazlarını belirtir.
	"GS" sözcüğü güvenliğin test edildiğini gösterir. Bu sembolle işaretlenmiş ürünler, Alman Ürün Güvenliği Kanunu'nun(ProdSG) gerekliliklerini ile uyumludur (AB priz adaptörü).
	Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekanlarda)
	Priz adaptörü kısa devre korumalı bir emniyet trafosu ile donatılmıştır.
IP20	Adaptör, 12 mm'ye kadar olan katı nesnelere karşı korumalıdır.
	Adaptör bir anahtarlama güç kaynağına sahiptir.
	Uluslararası verimlilik göstergesi, güç kaynağının VI. basamak gerekliliklerini karşıladığını belirtir.

TR

	Bu sembol adaptörün içindeki pimlerin polaritesini gösterir.
	Ürün ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygundur (GB adaptörü).
	Uygunluk Bildirimi: Bu sembol ile etiketlenmiş ürünler Birleşik Krallık'ın geçerli tüm hükümlerini yerine getirir.

14. Garanti

Bu ürün, Avrupa yönetmelikleri ve kanunları uyarınca 2 yıllık garanti kapsamındadır. Bu ürünün garanti kapsamı, hatalı üretim süreçlerinden kaynaklanan teknik kusurlarla sınırlıdır. Garanti kapsamında işlem yapılmasını istediğinizde lütfen gerekli bilgileri almak için müşteri hizmetleri birimi ile iletişime geçin. Müşteri hizmetleri birimi, belki ürünün mağazaya ya da servise gönderilmesine gerek kalmadan sorununuzu çözebilir. Müşteri hizmetleri birimiz size yardım etmekten her zaman memnuniyet duyar!

15. Yasal uyarı

Telif Hakkı 2023 © Silkn Beauty Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Invention Works B.V. performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgilerin yayımlanma sırasında doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak Invention Works B.V. bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Invention Works B.V.'ye ait herhangi bir patent ya da patent hakkına ilişkin dolaylı olarak veya başka şekillerde herhangi bir lisans verilmemektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü, Invention Works B.V.'in açık yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. Silkn Beauty Ltd'nin bu belgenin konuları ile ilgili patentleri, inceleme süreci devam etmekte olan patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları ve başka fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu belgenin tarafınıza verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları bakımından Silkn Beauty Ltd. ile yapılan yazılı bir anlaşma kapsamında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir lisans sahibi yapmaz. Teknik bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Silkn ve Silkn logosu, Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda adresindeki Silkn Beauty Ltd., Invention Works B.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır. www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Indice

1. Avvertenze e controindicazioni.....	144
2. Sicurezza di Silk'n Pure (Deluxe).....	149
3. Conoscere Silk'n Pure (Deluxe)	149
4. Comandi e impostazioni del dispositivo.....	151
5. Piano di trattamento	152
6. Per iniziare!.....	152
7. Pulizia e manutenzione	153
8. Risoluzione dei problemi	155
9. Ricambi e consumabili.....	156
10. Servizio di assistenza clienti	156
11. Smaltimento	157
12. Caratteristiche tecniche	157
13. Segni e simboli	158
14. Garanzia.....	159
15. Note legali	159

1. Avvertenze e controindicazioni

Il presente manuale per l'utente si basa sugli standard e sulle norme in vigore nell'Unione Europea. Rispettare le linee guida e le normative locali nei paesi diversi dall'Italia. Leggere tutte le avvertenze e le controindicazioni prima dell'uso.

⚠ Non utilizzare se i ricambi o gli accessori non sono forniti dal produttore come indicato in questo manuale, oppure se il dispositivo è danneggiato in qualsiasi modo, o non sembra funzionare correttamente, oppure se si vede o sente fumo. In questi casi, interrompere l'uso del dispositivo e rivolgersi all'Assistenza Clienti.

IT ⚠ Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Non tentare di riparare o aprire le parti sigillate del dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti pericolosi e di provocare gravi lesioni personali. Inoltre, così facendo si invaliderebbe la garanzia.

⚠ Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio o scorretto.

⚠ Tenere l'adattatore lontano dall'acqua. L'adattatore non è impermeabile!

- ⚠ Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di collegare l'adattatore all'alimentazione elettrica.
- ⚠ Non poggiare o conservare l'adattatore in posizioni da cui possano cadere o essere tirati dentro a una vasca, a un lavandino, in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- ⚠ Non toccare l'adattatore se è caduto in acqua. Scollegare immediatamente la spina prima di recuperarla. Il mancato scollegamento dell'adattatore può provocare scosse elettriche!
- ⚠ Non utilizzare mai l'adattatore se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato immerso nell'acqua. In tale circostanza, scollegare immediatamente l'adattatore.
- ⚠ Non estrarre mai l'adattatore dalla presa tirando il cavo. Afferrare sempre l'adattatore per estrarlo.
- ⚠ Posizionare il cavo dell'adattatore in modo che non costituisca un pericolo di inciampo.
- ⚠ Non piegare il cavo adattatore e non appoggiarlo su spigoli vivi.

- ⚠ Non lasciare il dispositivo immerso nell'acqua di bagno o doccia per più di 20 minuti.
- ⚠ Non collegare alcuna testina a spazzola umida mentre il dispositivo è in carica.
- ⚠ Non lasciar accumulare il detergente per il viso sulle testine a spazzola.
- ⚠ Il dispositivo è progettato per essere utilizzato solo insieme all'unità di alimentazione in dotazione.
- ⚠ In caso di fuoriuscite da una batteria, evitare il contatto con pelle, occhi o mucose. Se necessario, lavare con l'acqua le aree interessate e consultare un medico.
- ⚠ Non pulire il dispositivo o qualsiasi sua parte in lavastoviglie.
- ⚠ Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta preposto per il riciclaggio dei dispositivi elettrici. Per i dettagli vedere la sezione 11. Smaltimento.
- ⚠ Questo prodotto contiene batterie che non possono essere sostituite dagli utenti.

- ⚠ Questo prodotto contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è a fine vita, smaltire correttamente l'apparecchio.
- ⚠ Prima di rottamare il dispositivo, rimuovere la batteria.
- ⚠ Prima di rimuovere la batteria, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione elettrica.
- ⚠ La batteria deve essere smaltita in sicurezza.
- ⚠ Prestare attenzione agli aspetti ecologici riconducibili allo smaltimento delle batterie. Non gettare le batterie usate nella pattumiera. A salvaguardia dell'ambiente, La invitiamo a contattare il rivenditore.

Rimozione della batteria


Per rimuovere la batteria, il dispositivo deve essere fatto a pezzi. Dopo tale procedura, il dispositivo non funzionerà più né sarà riparabile. Una volta rotto l'alloggiamento del dispositivo ed estratta la batteria, ogni garanzia risulterà nulla. Si raccomanda vivamente di indossare occhiali e guanti protettivi di sicurezza.

Silk'n non è responsabile di eventuali danni fisici o materiali provenienti dall'esecuzione di tale procedura.

Per rimuovere la batteria, posizionare il dispositivo su una superficie dura e resistente. Con un martello, percuotere il dispositivo lungo la linea di giunzione del guscio, continuando su entrambi i lati.

Una volta rotto a sufficienza il guscio lungo la linea di giunzione, aprire l'alloggiamento servendosi di un cacciavite o di pinze. Svitare la PCB (circuito stampato) e rimuovere la batteria scollegandone la spina dalla PCB.

Controindicazioni

 Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o psichiche ridotte, da soggetti inesperti e privi di specifiche conoscenze, a patto di essere supervisionati o istruiti all'uso sicuro del dispositivo e di aver ben compresi i rischi connessi.

 I bambini non devono giocare con il dispositivo o qualsiasi delle sue parti.

 Se non sorvegliati, i bambini non possono pulire né mantenere il dispositivo.

 Per motivi igienici, non condividere il dispositivo con altre persone.

 Evitare il contatto con gli occhi.

- ⚠ Non usare una testina a spazzola asciutta su viso o collo, in quanto potrebbe causare un'irritazione alla pelle.

Non utilizzare questo dispositivo in caso di:

- ⚠ Aree di pelle dolenti o ferite su viso o collo.
- ⚠ Pacemaker.

Consultare il proprio medico in caso di:

- ⚠ Malattie o qualsiasi tipo di sensibilità.
- ⚠ Acne o qualsiasi altra malattia della pelle.
- ⚠ Eritema, rossore o prurito durante o dopo l'utilizzo.

2. Sicurezza di Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) è stato testato rispetto alla penetrazione dell'acqua secondo quanto previsto dalla codifica IPX7. Ciò significa che il dispositivo è resistente all'acqua ed è possibile utilizzarlo sotto la doccia o mentre si fa il bagno, ma non va lasciato immerso nell'acqua per più di 20 minuti.

Il dispositivo è inoltre dotato di un sistema di protezione di sovraccarica. È quindi possibile lasciare l'adattatore nel dispositivo senza problemi, anche se è collegato all'alimentazione elettrica, senza rischio che si danneggi.

3. Conoscere Silk'n Pure (Deluxe)

Questo manuale utente si riferisce a entrambi i dispositivi Silk'n Pure e Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) pulisce efficacemente la pelle e rimuove lo strato esterno di cellule secche e squamose. Estrae le impurità dall'interno dei pori e i detriti accumulatisi nelle pieghe di linee sottili e rughe. Il dispositivo sfrutta le vibrazioni per rendere la superficie della pelle più liscia e massaggia la pelle per migliorare la circolazione sanguigna.

Silk'n Pure (Deluxe) rimuove fino a 6 volte più trucco rispetto alla pulizia manuale,

lasciando la pelle pulita, liscia e morbida.

Silk'n Pure (Deluxe) è un dispositivo elettrico da usare con particolare attenzione alla sicurezza. **Prima di utilizzare il dispositivo, è importante leggere e comprendere le istruzioni su come usare il dispositivo, incluse le procedure da seguire dopo averlo utilizzato, e seguirle scrupolosamente.** Si consiglia all'utente di familiarizzare con le istruzioni d'uso di questo manuale prima di ogni trattamento.

3.1. Contenuto della confezione

- Il dispositivo Silk'n Pure (Deluxe)
- 2 testine a spazzola (normale, morbida)
- Supporto della spazzola facciale
- Adattatore
- Manuale per l'utente

Silk'n Pure Deluxe include i seguenti extra:

- Custodia da viaggio
- Bottiglietta da viaggio lavaggio viso
- Testina a spazzola massaggio viso
- Testina a spazzola massaggio oculare

3.2. Descrizione del dispositivo

Silk'n Pure (Deluxe) è un piccolo dispositivo portatile ad alimentazione elettrica per la pulizia della pelle. Per individuare la posizione di ogni funzione, fare riferimento allo schema sulla copertina di questo manuale.

- Luce di carica (#1)
- Punto di attacco spazzola (#2)
- Pulsante di comando (#3)
- Presa dell'adattatore (#4)
- Centro testina a spazzola (#5)
- Testina a spazzola (#6)
- Supporto della spazzola facciale (#7)
- Valigetta da viaggio (#8)*
- Flacone da viaggio lavaggio viso (#9)*
- Testina a spazzola massaggio viso (#10)*
- Testina a spazzola massaggio oculare (#11)*

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Uso previsto


Silk'n Pure (Deluxe) è un dispositivo di libera vendita per la pulizia di viso e collo, e massaggiando la pelle. Non usare per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.

4. Comandi e impostazioni del dispositivo


4.1. Batteria in ricarica

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta occorre caricarlo completamente. Per risultati ottimali, caricare Silk'n Pure (Deluxe) per 6 ore prima di utilizzarlo per la prima volta, anche se il dispositivo contiene della carica residua a seguito delle procedure di controllo qualità.

1. Per la propria sicurezza, assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di caricarlo.
2. Collegare l'**adattatore** al dispositivo all'alimentazione elettrica.
3. Quando si sta caricando, la **luce dell'indicatore di carica** è rossa e lampeggia continuamente. Quando è completamente carico, la **luce dell'indicatore di carica** è rossa e fissa.

 Se si sta effettuando la prima ricarica la luce dell'**indicatore di carica** è costantemente rossa - per ottenere la piena carica prima del primo utilizzo, ricaricare il dispositivo per 3 ore.


4. Si consiglia di scollegare il dispositivo e di riporre l'**adattatore** dopo aver caricato completamente il dispositivo, fino alla prossima ricarica.


 Si consiglia di caricare completamente il dispositivo almeno ogni 3 mesi, per assicurare la durata della batteria.

 Non collegare alcuna testina a spazzola umida mentre il dispositivo è in carica.

4.2. Indicatori luminosi e impostazione delle funzioni

Il Silk'n Pure (Deluxe) è facile da usare e ha un **pulsante di controllo** e una **spia luminosa**. Per individuare la posizione di ogni funzione, fare riferimento allo schema sulla copertina del manuale.

Pulsante	Azione	Funzione / Modalità
Pulsante di comando (#3) 	Premere 1 volta	Vibra - velocità bassa
	Premere 2 volte	Vibra - velocità alta
	Premere 3 volte	Pulsa - velocità bassa
	Premere 4 volte	Pulsa - velocità alta
	Premere 5 volte	Il dispositivo si spegne


Pulsante	Azione	Funzione / Modalità
Luce dell'indicatore di carica (#1) 	La luce è rossa e lampeggia per 10 secondi	batteria in esaurimento
	La luce è rossa e lampeggia continuamente	batteria in ricarica
	La luce è rossa e costante (è visibile solo quando il dispositivo è collegato all'alimentazione elettrica)	Batteria a piena carica. La luce si spegne quando il dispositivo è scollegato dall' adattatore , o quando si scollega l' adattatore dall'alimentazione.

5. Piano di trattamento

- Per l'uso quotidiano, ma non oltre due volte al giorno.
- Si consiglia di eseguire il trattamento di pulizia in queste zone: fronte, naso, mento, guance e collo.
- La durata raccomandata di trattamento su ciascuna area è di 10 secondi.
- Silk'n Pure (Deluxe) è progettato per pulire la pelle in 1 solo minuto. Raccomandiamo di non superare tale limite di tempo.



6. Per iniziare!

1. Selezionare la **testina a spazzola** adatta al proprio tipo di pelle. Premere delicatamente la **testina a spazzola** sul suo **punto di attacco della spazzola** fino a sentire un clic.
2. Inumidire il viso con acqua tiepida.
3. Inumidire la **testina a spazzola** con acqua tiepida e applicare il prodotto di lavaggio del viso desiderato sulla testina.



⚠ Non usare una **testina a spazzola** asciutta su viso o collo, in quanto potrebbe causare un'irritazione alla pelle.

4. Per accendere il dispositivo, premere il **pulsante di comando**. Il dispositivo si avvia automaticamente con l'impostazione di vibrazione a bassa velocità.

5. Per selezionare la modalità desiderata, continuare a premere il pulsante di comando per muoversi tra le diverse modalità (vedere la sezione [4.2. Indicatori luminosi e impostazione delle funzioni](#)).
6. Premere delicatamente la **testina a spazzola** sulla pelle e muoverla con un movimento circolare verso l'alto. Non è necessario esercitare pressione.
 Cercare di evitare le aree delicate, ad esempio il contorno occhi e le labbra.
7. Infine, sciacquare la pelle con acqua e picchiettare con un asciugamano.
 Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 1 minuto. Tuttavia, se si cambia modalità durante il trattamento di pulizia, il timer viene azzerato e riavviato.

6.1. Silk'n Pure Deluxe accessori

Oltre alla comoda valigetta da viaggio e al flacone per il lavaggio del viso, Silk'n Pure Deluxe include anche due accessori per il trattamento. Entrambi sono idonei per l'uso quotidiano.

La **testina per il massaggio viso** migliora la circolazione sanguigna e pulisce delicatamente la pelle, rendendola più fresca e luminosa. Seguire le istruzioni a partire dalla sezione [6. Per iniziare!](#)

La **testina della spazzola massaggio oculare** aiuta a ridurre le borse e le occhiaie intorno agli occhi. Per utilizzare questo accessorio, procedere come segue:

1. Pulire il viso e assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta.
2. Posizionare la parte metallica sull'area sotto gli occhi e poi scorrere da sinistra a destra. Fare questo per 30 secondi ad un minuto 1 in una zona. Si può anche utilizzarlo con il proprio siero per gli occhi, lozione o crema preferiti.

7. Pulizia e manutenzione

Utilizzare acqua calda a una temperatura massima di 45 °C / 113 °F.

7.1. Pulizia della testina a spazzola

Pulire le **testine a spazzola** regolari e/o morbide dopo ogni utilizzo.

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento. Sciacquare con acqua calda e sapone delicato per rimuovere ogni materiale accumulato. Quindi, scuotere per togliere l'eccesso d'acqua.
- Asciugare la **testina a spazzola** con un panno pulito. È inoltre possibile asciugare la **testina a spazzola** riaccendendo il dispositivo e strofinandolo contro un asciugamano pulito per 5-10 secondi.



Per motivi di igiene, si consiglia di sostituire le **testine a spazzola** usate ogni 3 mesi, o prima se appaiono usurate.



Non lasciar accumulare il detergente per il viso sulle **testine a spazzola**.

7.2. Accessori per la pulizia Silk'n Pure Deluxe

- Lavare la **testina a spazzola per massaggio viso** con acqua tiepida e rimuovere l'eventuale materiale accumulatosi. Quindi asciugare con un panno pulito.
- Pulire la **testina della spazzola massaggio oculare** con un panno umido utilizzando un detergente delicato. In alternativa, lavarlo con acqua tiepida e rimuovere eventuali accumuli accumulatisi. Quindi asciugare con un panno pulito.

7.3. Pulizia del dispositivo e del portaspazzole per la faccia

Si consiglia di pulire il dispositivo dopo ogni uso, e il **supporto spazzola facciale** una volta al mese. Prima della pulizia:


- Staccare il dispositivo dall'**adattatore**.
- Per pulire qualsiasi parte del dispositivo non utilizzare detergenti abrasivi o prodotti chimici.
- Pulire il dispositivo o il **supporto spazzola facciale** con un panno inumidito con un detergente delicato, quindi asciugarlo con un panno pulito.



Non pulire il dispositivo o qualsiasi sua parte in lavastoviglie.

7.4. Sostituzione della testina a spazzola

1. Per rimuovere la **testina a spazzola** è sufficiente afferrarne la base di plastica esterna con una mano tenendo l'impugnatura del dispositivo con l'altra e tirare verso l'alto fino a sentire lo scatto.
2. Per collegare una **testina a spazzola**, posizionarne il centro della **testina a spazzola** sul **punto di attacco della spazzola**.
3. Premere delicatamente la **testina a spazzola** spingendo in basso fino a farla scattare in posizione.




7.5. Di conservazione

- È possibile lasciare il dispositivo nel **supporto per spazzole frontali** e utilizzarlo come supporto da banco.
- Se si prevede di non usare il dispositivo per diverso tempo, si consiglia di conservarlo in luogo asciutto.

8. Risoluzione dei problemi

Non tentare di riparare o aprire le parti sigillate del dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti pericolosi e di provocare gravi lesioni personali. Inoltre, così facendo si invaliderebbe la garanzia.

 Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Rivolgersi a servizio di assistenza clienti Silk'n.

Problema	Azione
Il dispositivo non si avvia.	Assicurarsi che il livello di carica del dispositivo sia adeguato. Collegare l' adattatore al dispositivo e all'alimentazione elettrica e lasciare il dispositivo in carica per almeno 6 ore prima del successivo utilizzo.

Problema	Azione
Il dispositivo non si carica.	Assicurarsi che l' adattatore sia correttamente collegato al dispositivo e all'alimentazione elettrica. Scollegare l' adattatore e ricollegarlo di nuovo per resettare completamente il dispositivo. Se il problema persiste, contattare il Servizio di assistenza clienti.
Il dispositivo si spegne sempre.	Assicurarsi che il livello di carica del dispositivo sia adeguato. Collegare l' adattatore al dispositivo e all'alimentazione elettrica e ricaricare il dispositivo per almeno 6 ore prima del successivo utilizzo.

9. Ricambi e consumabili

È possibile acquistare spazzole di ricambio tramite il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo, oppure è possibile ordinarli direttamente dal nostro sito web: www.silkn.eu.

10. Servizio di assistenza clienti

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.silkn.eu. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito web. Contattare il servizio di assistenza clienti Silk'n per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo.

I nostri contatti sono i seguenti:

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Belgio	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Paesi Bassi	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spagna	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Regno Unito	0906-2130009	customercaereuk@silkn.eu
Altri Paesi	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Smaltimento



Imballo: smaltire l'imballo separando i materiali per tipologia. Smaltire il cartone e la scatola come carta da riciclo e la pellicola mediante il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.



Dispositivo: non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta preposto per il riciclaggio dei dispositivi elettrici. In questo modo il dispositivo viene riciclato in maniera professionale, evitando di rilasciare sostanze nocive nell'ambiente. Verificare che il dispositivo sia scarico prima dello smaltimento.

12. Caratteristiche tecniche




Adattatore CA/CC	
Numero di modello:	RSS1002-025050-W2E (UE) / RSS1002-25050-W3U (UK)
Ingresso:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Uscita:	5 V CC; 500 mA
Potenza in uscita:	2,5 W
Classe di protezione:	II
Codice IP:	IP20

Dati pubblicati	Valore ed esattezza	Unità
Nome o marchio del produttore, numero d'iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo:	Dongguan GaoYi Electronic Co., Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road ShiJie Town Dongguan, Guangdong, Cina	
Identificativo del modello:	RSS1002-025050-W2E (UE) RSS1002-25050-W3U (UK)	
Tensione d'ingresso:	100–240	V
Frequenza della corrente alternata d'ingresso:	50/60	Hz
Tensione d'uscita:	5	V
Corrente in uscita:	0.5	A
Potenza in uscita:	2,5	W
Rendimento medio in modo attivo:	77.24	%
Consumo energetico a vuoto:	0.04	W

13. Segni e simboli

Nel presente manuale utente, sul dispositivo o sulla confezione vengono utilizzati i simboli e le parole di segnalazione che seguono.

	Dichiarazione di conformità: I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le disposizioni applicabili dello Spazio Economico Europeo.
IPX7	Resistente all'immersione in acqua fino a 30 minuti alla profondità di 1 m.
	Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta preposto per il riciclaggio dei dispositivi elettrici.
	Questo simbolo contrassegna dispositivi elettrici con una classe di protezione II.
	Il marchio "GS" significa sicurezza testata. I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG) (alimentatore UE).
	Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).
	L'alimentatore è dotato di un trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito.
IP20	L'adattatore è protetto da oggetti solidi fino a 12 mm.
	L'adattatore è provvisto di un alimentatore a commutazione.
	Il marchio internazionale di efficienza indica che l'alimentazione soddisfa i requisiti del livello VI.

	<p>Questo simbolo indica la polarità dei perni dell'alimentatore.</p>
	<p>Il prodotto soddisfa gli standard di sicurezza nazionali e internazionali (adattatore GB).</p>
	<p>Dichiarazione di conformità: I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le disposizioni applicabili dello Spazio Economico Europeo.</p>

14. Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarLa!

15. Note legali

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Tutti i diritti riservati.

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V. Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V., non è possibile eseguire la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento. I dati sono soggette a modifiche senza preavviso. Relativamente all'oggetto del presente documento, Silk'n Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silk'n Beauty Ltd., la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Silk'n e il logo Silk'n sono marchi registrati di Silk'n Beauty Ltd., Invention Works B.V., Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Innholdsfortegnelse

1. Advarsler og kontraindikasjoner.....	161
2. Sikkerhet med Silk'n Pure (Deluxe)	166
3. Gjør deg kjent med Silk'n Pure (Deluxe)	166
4. Knapper og innstillinger	167
5. Behandlingsplan.....	168
6. Komme i gang!	169
7. Rengjøring og vedlikehold	170
8. Feilsøking	171
9. Reservedeler og forbruksmateriell	172
10. Kundeservice	172
11. Kassering	173
12. Spesifikasjoner.....	173
13. Tegn og symboler	174
14. Garanti	175
15. Juridiske merknader.....	175

1. Advarsler og kontraindikasjoner

Bruksanvisningen er basert på standardene og reglene som gjelder i EU. Når du er i utlandet, må du i tillegg følge landsspesifikke retningslinjer og lover. Alle advarsler og kontraindikasjoner må leses før bruk.

- ⚠ Ikke bruk apparatet hvis delene eller tilbehøret ikke er levert av produsenten som definert i denne bruksanvisningen, eller hvis enheten er skadet på noen måte eller ikke ser ut til å fungere som det skal eller hvis du ser eller lukter røyk. I slike tilfeller må du slutte å bruke apparatet og kontakte kundeservice.
- ⚠ Kun autorisert personell kan utføre reparasjoner. Ikke prøv å reparere eller åpne forseglede deler av enheten din. Du kan utsette deg selv for farlige komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.
- ⚠ Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skade eller ulykker som skyldes feil eller uriktig bruk.
- ⚠ Hold adapteren unna vann. Adapteren er IKKE vanntett.

- ⚠ Pass alltid på at hendene dine er tørre før du kobler adapteren til strøm.
- ⚠ Ikke plasser eller oppbevar adapteren slik at de kan falle eller bli trukket inn i et badekar, vask, vann eller annen væske.
- ⚠ Ikke rør adapteren hvis den har falt i vann. Koble den fra umiddelbart før du tar den ut. Hvis du ikke kobler fra adapteren, kan det føre til elektrisk støt!
- ⚠ Adapteren må ikke brukes hvis den har en ledning eller et støpsel som er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal eller har vært nedsenket i vann. Hvis det skjer, må du umiddelbart koble adapteren fra strømmen.
- ⚠ Trekk aldri adapteren ut av uttaket ved å holde i kablen. Fjern den alltid ved å holde i adapteren.
- ⚠ Plasser adapterkabelen slik at den ikke utgjør en snublefare.
- ⚠ Ikke bøy adapterkabelen og ikke legg den over skarpe kanter.
- ⚠ Ikke la enheten være nedsenket i bad eller dusjvann i mer enn 20 minutter.

- ⚠ Ikke fest våte børstehoder mens du lader enheten.
- ⚠ Ikke la ansiktsvask samle seg på børstehodene.
- ⚠ Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen som følger med apparatet.
- ⚠ Hvis et batteri har lekket, unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner. Om nødvendig, skyll de berørte områdene med vann og søk medisinsk hjelp.
- ⚠ Ikke rengjør enheten eller andre deler i oppvaskmaskinen.
- ⚠ Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Direktivet for elektronisk avfall (WEEE) krever at denne elektriske enheten (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektrisk utstyr. Se avsnitt 11. Kassering for mer informasjon.
- ⚠ Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukerne.
- ⚠ Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut. Når batteriet har nådd slutten av sin levetid, skal apparatet kastes på forskriftsmessig måte.

- ⚠ Batteriet må fjernes fra apparatet før det blir skrotet.
- ⚠ Apparatet må kobles fra strømnettet når du tar ut batteriet.
- ⚠ Batteriet skal kasseres på en sikker måte.
- ⚠ De miljømessige aspektene ved kassering av batterier må overholdes. Ikke kast brukte batterier i en søppelkasse. Vennligst ta kontakt med forhandleren for å beskytte miljøet.

Fjerning av batteri

For å fjerne batteriet, må apparatet være brutt fra hverandre. Enheten vil ikke lenger fungere etter denne prosedyren, det kan heller ikke bli reparert. Enhver garanti blir ugyldig når apparatets innfatning er ødelagt og batteriet fjernes. Det anbefales sterkt å bruke vernebriller og hansker.

Silk'n er ikke ansvarlig for eventuelle fysiske eller materielle skader som følge av å utføre denne prosedyren.

For å fjerne batteriet, plasser du apparatet på en hard, sterk overflate. Bruk en hammer til å slå apparatet på sømnen og fortsett med å gjøre dette langs hele sømnen på begge sider av apparatet.

Når sømmen er tilstrekkelig brutt, bruk en tang eller skrutrekker til å ta innfatningen fra hverandre. Skru løs PCB (kretskort)-et og ta ut batteriet ved å koble pluggen fra PCB-et.

Kontraindikasjoner

- ⚠ Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap om de er gitt innføring eller opplæring i bruk av apparatet på en sikker måte og forstår de involverte farene.
- ⚠ Barn må ikke leke med enheten eller noen av enhetens deler.
- ⚠ Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- ⚠ Av hygieniske årsaker må ikke enheten deles med andre.
- ⚠ Unngå kontakt med øynene.
- ⚠ Ikke bruk et tørt børstehode på ansiktet eller halsen, dette kan forårsake hudirritasjon.

Ikke bruk denne enheten hvis du har:

- ⚠ sår eller skadet hud på ansiktet eller halsen.
- ⚠ pacemaker.

Råd før deg med lege før bruk dersom du har:

- ⚠ en medisinsk tilstand eller noen form for hudsensitivitet.
- ⚠ akne eller annen hudlidelse.
- ⚠ utslett, rødhet eller kløing i løpet av eller etter bruk.

2. Sikkerhet med Silk'n Pure (Deluxe)

din Silk'n Pure (Deluxe) er testet for vanninntrengning i den grad dekket av IPX7. Dette betyr at enheten din er vanntett og egnet for bruk i dusjen eller mens du bader, men du må ikke la den være nedsenket i vann i mer enn 20 minutter.

Enheten har også en overladingsbeskyttelse. Dette betyr at du trygt kan la adapteren være i enheten selv om den er koblet til strømforsyningen uten risiko for skade.

3. Gjør deg kjent med Silk'n Pure (Deluxe)

Denne brukerhåndboken henviser til både Silk'n Pure og Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) Rengjør huden effektivt og fjerner det ytre laget på tørre og flakete hudceller. Den løfter ut urenheter fra porene samt all oppbygning av rester fra innen foldene i fine rynker og linjer. Enheten bruker vibrasjoner for å gjøre hudens overflate glattere, og masserer huden for å forbedre blodsirkulasjonen.

Silk'n Pure (Deluxe) Fjerner opptil 6 ganger mer sminke enn manuell rengjøring, og etterlater huden ren, glatt og myk.

Silk'n Pure (Deluxe) er et elektrisk apparat og bør brukes med spesiell fokus på sikkerhet. Før bruk er det viktig at du leser og forstår instruksjonene for hvordan du bruker enheten, inkludert hva du skal gjøre med det etter bruk, og følger dem strengt. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med instruksjonene i denne bruksanvisningen før hver behandling.

3.1. Pakkeinnhold

- Din Silk'n Pure (Deluxe)-enhet
- 2 børstehoder (vanlig, myk)
- Stativ for ansiktbørste
- Adapter
- Bruksanvisning

Silk'n Pure Deluxe inkluderer følgende ekstrautstyr:

- Reisekasse
- Ansiktsmassasje børstehode
- Ansiktsvask reiseflaske
- Øyemassasje børstehode

3.2. Enhetsbeskrivelse

Silk'n Pure (Deluxe) er en liten håndholdt elektrisk drevet hudrensner. Se diagrammet på forsiden av denne bruksanvisningen for å se hvor de ulike funksjonene er.

- Ladelys (#1)
- Festepunkt for børste (#2)
- Kontrollknapp (#3)
- Adapterstøpsel (#4)
- Senter av børstehode (#5)
- Børstehode (#6)
- Stativ for ansiktsbørste (#7)
- Reiseetui (#8) *
- Ansiktsvask reiseflaske (#9) *
- Ansiktsmassasje børstehode (#10) *
- Øyemassasje børstehode (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Tiltenkt bruk

Silk'n Pure (Deluxe) Enheten selges over disk og er ment for å rense ansikt og hals, og massere huden din. Må ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne håndboken.

4. Knapper og innstillinger

4.1. Lading

Før første gangs bruk må enheten være fulladet. For best mulige resultater, må du lade din Silk'n Pure (Deluxe) i 6 timer før du bruker den for første gang, selv om det er noe reststrøm igjen i enheten som et resultat av kvalitetskontrollprosedyrer.

1. For din egen sikkerhets skyld, må du kontrollere at apparatet er helt tørt før du lader.
2. Koble **adapteren** til enheten og strømtilførselen.
3. Når du lader, er **ladelyset** rødt og blinker kontinuerlig. Når den er fulladet, er **ladelyset** konstant rødt.

i Hvis du lader for første gang, men **ladelampen** er konstant rød - du trenger fortsatt å lade apparatet i 3 timer.



4. Vi anbefaler at du kobler fra enheten og lagrer **adapteren** etter hver fullading, til du må lade enheten på nytt.

i Vi anbefaler at du lader enheten fullt minst en gang hver tredje måned for å forlenge batteriets levetid.

! Ikke fest våte børstehoder mens du lader enheten.

4.2. Indikatorlys og funksjonsinnstillinger

Din Silk'n Pure (Deluxe) er enkel å bruke og har én **kontrollknapp** og ett **indikatorlys**. Se diagrammet på forsiden av denne håndboken for å se hvor de ulike funksjonene.

Knapp	Handling	Funksjon / modus
Kontrollknapp (#3) 	Trykk x 1	Vibrerer - lav hastighet
	Trykk x 2	Vibrerer - høy hastighet
	Trykk x 3	Pulserer - lav hastighet
	Trykk x 4	Pulserer - høy hastighet
	Trykk x 5	Enheten slår seg av
Ladelys (#1) 	Lyset er rødt og blinker i 10 sekunder	Svakt batteri
	Lyset er rødt og blinker kontinuerlig	Lading
	Lyset er konstant rødt (kun synlig når den er tilkoblet elektrisk strømtilførsel)	Full lading. Lyset vil slukkes når enheten er frakoblet adapteren , eller når du fjerner adapteren fra strømforsyningen.

5. Behandlingsplan


- For daglig bruk, men ikke mer enn to ganger om dagen.
- Vi anbefaler rensing på disse områdene: panne, nese, hake, kinn og hals.
- Den anbefalte behandlingstiden er 10 sekunder per område.
- Silk'n Pure (Deluxe) er laget for å rense huden din i bare ett minutt. Vi anbefaler deg å ikke overstige denne tiden.

6. Komme i gang!

1. Velg **børstehodet** som passer best til din hudtype. Skyv forsiktig **børstehodet** på **børstefestepunktet**, til du hører et klikk.
2. Fukt ansiktet med lunkent vann.
3. Fukt **børstehodet** med lunkent vann og påfør ansiktsvask av eget valg på børstehodet.



Ikke bruk et tørt **børstehode** på ansiktet eller halsen, dette kan forårsake hudirritasjon.



4. Trykk på **kontrollknappen** for å slå på enheten. Enheten starter automatisk i lav hastighet-vibrasjonsmodus.
5. For å velge ønsket modus må du fortsette å trykke på kontrollknappen for å gå gjennom modusene (se avsnitt [4.2. Indikatorlys og funksjonsinnstillinger](#)).
6. Trykk forsiktig **børstehodet** mot huden din og beveg det i en oppadgående sirkulær bevegelse. Du trenger ikke legge noe press på.



Prøv å unngå ømfintlige hudområder, som f.eks. rundt øynene eller leppene.

7. Til slutt skyller du huden med vann og klapper tørt med et håndkle.



Enheten er satt til å slå seg av automatisk etter 1 minutt. Hvis du endrer modus under rensbehandlingen, vil tidtakeren nullstilles og starte på nytt.

6.1. Silk'n Pure Deluxe tilbehør

I tillegg til den praktiske reisevesken og ansiktsvaskflasken, inkluderer Silk'n Pure Deluxeto ekstra behandlingstilbehør. Begge er egnet for daglig bruk.

Ansiktsmassasje-børstehode forbedrer blodsirkulasjonen og renser huden skånsomt, og etterlater huden din friskere og klarere. Følg disse trinnene i avsnitt [6. Komme i gang!](#)

øyemassasje-børstehode bidrar til å redusere oppblåsthet og mørke ringer rundt øynene. For å bruke dette tilbehøret må du følge disse trinnene:


1. Rengjør ansiktet ditt og sørg for at huden er ren og tørr.
2. Plasser metalldelen på området under øynene dine og la det gli fra venstre til høyre. Gjør dette i 30 sekunder til 1 minutt på ett område. Du kan også bruke den med ditt favoritt-øyeserum, lotion eller krem.


7. Rengjøring og vedlikehold

Bruk varmt vann opptil maksimalt 45 °C / 113 °F.

7.1. Rengjøring av børstehodene

Rengjør de vanlige og/eller myke **børstehodene** etter hver gangs bruk.

- Kontroller at apparatet er fullstendig avslått. Skyll med varmt vann og mild såpe for å fjerne eventuelle ansamlinger. +Rist deretter av overflødig vann.
- Tørk **børstehodet** med en ren klut. Du kan også tørke **børstehodet** ved å slå enheten på igjen, og gni den mot et rent håndkle i 5–10 sekunder.
-  Av hygieniske årsaker anbefaler vi at du skifter ut brukte **børstehoder** hver 3. måned, eller tidligere hvis du ser at de er slitte.


 Ikke la ansiktsvask samle seg på **børstehodene**.

7.2. Rengjøring Silk'n Pure Deluxe tilbehør

- Vask **ansiktsmassasje-børstehodet** med varmt vann, og fjern eventuelle ansamlinger. Tørk den deretter med en ren klut.
- Tørk av **øyemassasje-børstehodet** med en fuktig klut ved bruk av et mildt vaskemiddel. Alternativt kan du vaske med varmt vann, og fjern eventuelle ansamlinger. Tørk den deretter med en ren klut.


7.3. Rengjøre stativet til enheten og ansiktsbørsten

Vi anbefaler at du rengjør enheten etter hver gangs bruk, og **ansiktsbørstestativet** en gang i måneden. Før rengjøring:

- Koble enheten fra **adapteren**.
 - Ikke bruk skuremidler eller kjemikalier til å rengjøre noen av apparatets deler.
 - Rengjør enheten eller **ansiktsbørstestativet** med en fuktig klut ved bruk av et mildt vaskemiddel, tørk deretter av den med en ren klut.
-  Ikke rengjør enheten eller andre deler i oppvaskmaskinen.

7.4. Skifte ut børstehodet

1. For å fjerne **børstehodet** griper du den ytre plastbasen på **børstehodet** med én hånd, og enhetens håndtak med den andre og trekker oppover til den løsner.
2. For å feste **børstehodet**, plasserer du midten av **børstehodet** på **børstestansfestepunkt**.
3. Trykk forsiktig ned **børstehodet** og skyv ned til det klikker på plass.



7.5. Lagring

- Du kan etterlate enheten i **ansiktsbørstestativet** og bruke det som bordstativ.
- Hvis du ikke skal bruke enheten på en stund, anbefaler vi at du oppbevarer den på et tørt sted.

8. Feilsøking

Ikke prøv å reparere eller åpne forseglede deler av enheten din. Du kan utsette deg selv for farlige komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.

- ⚠ Kun autorisert personell kan utføre reparasjoner. For problemer eller spørsmål, kontakt Silk'n kundeservice.

Problem	Handling
Enheden starter ikke.	Kontroller at apparatet er fullstendig ladet. Fest adapteren til apparatet og strømmettet og la den lade i minst 6 timer før neste bruk.
Enheden lader ikke.	Kontroller at adapteren er koblet riktig til enheten og den elektriske strømtilførselen. Koble til adapteren og koble den deretter til på nytt for å nullstille enheten fullstendig. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundeservice.

NO

Problem	Handling
Enheten min slår seg av hele tiden.	Kontroller at apparatet er fullstendig ladet. Fest adapteren til apparatet og strømnettet og la det lade i minst 6 timer før neste bruk.

9. Reservedeler og forbruksmateriell

Du kan kjøpe ekstra børster hos forhandleren hvor du kjøpte apparatet eller bestille dem direkte på nettstedet vårt: www.silkn.eu.

10. Kundeservice

Du finner mer informasjon på www.silkn.eu. Denne bruksanvisningen kan også lastes ned i PDF-format fra nettstedet vårt. Kontakt Silk'n-kundeservice for å rapportere uventede problemer eller hendelser ved bruk, eller andre problemer med apparatet.

Vår kontaktinformasjon er:

Land	Servicenummer	E-post
Belgia	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31 (0)180-330 550	servizioclientit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannia	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre land	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Kassering



Emballasje: Kildesorter emballasjen når du kaster den. Papp og kartong kastes som avfallspapir og filmen som resirkulerbart materiale.



Enhet: Skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Direktivet for elektronisk avfall (WEEE) krever at denne elektriske enheten (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektrisk utstyr. På denne måten resirkuleres apparatet på en profesjonell måte og hindrer utslipp av skadelige stoffer til miljøet. Kontroller at enheten ikke er ladet før avhending.

12. Spesifikasjoner




AC/DC-adapter	
Modellnummer:	RSS1002-025050-W2E (EU) / RSS1002-25050-W3U (Storbritannia)
Inngang:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Utgang:	5 VDC; 500 mA
Utgangseffekt:	2,5 W
Beskyttelsesklasse:	II
IP-kode:	IP20

Publiserte data	Verdi og nøyaktighet	Måleenhet
Produsentens navn eller merke, foretaksregisternummer og adresse:	Dongguan GaoYi Electronic Co, Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road ShiJie Town Dongguan, Guangdong, Kina	
Modellnummer:	RSS1002-025050-W2E (EU) RSS1002-25050-W3U (Storbritannia)	
Inngangsspenning:	100–240	V
AC inngangsfrekvens:	50/60	Hz
Utgangsspenning:	5	V
Utgangsstrøm:	0.5	A
Utgangseffekt:	2,5	W
Gjennomsnittlig effekt ved bruk:	77.24	%
Strømforbruk uten belastning:	0.04	W

13. Tegn og symboler

Følgende symboler og signalord brukes i denne brukerhåndboken, på enheten eller på emballasjen.

	Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).
IPX7	Beskyttet mot nedsenking i vann i opptil 30 minutter i en dybde på 1 m.
	Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Direktivet for elektronisk avfall (WEEE) krever at denne elektriske enheten (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektrisk utstyr.
	Dette symbolet kjennetegner elektrisk utstyr med beskyttelsesklasse II.
	Ordet «GS» betyr testet sikkerhet. Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyllerkravene til den tyske produktkontrolloven (ProdSG) (EU-adapter).
	Apparater som er merket med dette symbolet, egner seg bare til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).
	Adapteren er utstyrt med en kortslutningssikker transformator.
IP20	Adapteren er beskyttet mot faste gjenstander opptil 12 mm.
	Adapteren har vekslende strømforsyning.
	Det internasjonale energimerket bekrefter at strømforsyningen oppfyller kravene til klasse VI.

	<p>Dette symbolet indikerer polariteten til pinnene i adapteren.</p>
	<p>Produktet samsvarer med nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder (britisk adapter).</p>
	<p>Samsvarserklæring: Produkter merket med dette symbolet, overholder alle gjeldende bestemmelser for Storbritannia.</p>

14. Garanti

Dette produktet er dekket av en to-års garanti i henhold til europeisk regelverk og lov. Omfanget av garantien på dette produktet er begrenset til tekniske mangler som skyldes feil produksjonsprosesser. I tilfelle du ønsker å gjøre krav på garantien, må du huske å kontakte vår kundeservice for å få instruksjoner. De kan være i stand til å løse problemet uten å måtte returnere produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice er alltid glade for å hjelpe deg!

15. Juridiske merknader

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Med enerett.

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet, eller produserbarhet. Informasjon levert av Invention Works B.V. antas å være nøyaktig og pålitelig på offentliggjøringsstidspunktet. Men Invention Works B.V. påtar seg intet ansvar for bruken. Det gis ingen lisens, underforstått eller på annen måte, under en patent eller patentrettigheter som tilhører Invention Works B.V. Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Invention Works B.V. Data kan endres uten varsel. Silkn Beauty Ltd. eier patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforholdet i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Silkn Beauty Ltd. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker som tilhører Silkn Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland www.silkn.eu, info@silkn.eu.

NO

Innehållsförteckning

1. Varningar och kontraindikationer.....	177
2. Säkerhet med Silk'n Pure (Deluxe)	182
3. Lär känna Silk'n Pure (Deluxe)	182
4. Enhetskontroller och inställningar	183
5. Behandlingsplan.....	184
6. Kom igång!	185
7. Rengöring och underhåll	186
8. Felsökning	187
9. Delar och förbrukningsmaterial	188
10. Kundservice	188
11. Avfallshantering	189
12. Specifikationer	189
13. Tecken och symboler	190
14. Garanti	191
15. Rättsligt meddelande	191

1. Varningar och kontraindikationer

Denna användarhandbok bygger på gällande normer och regler i Europeiska unionen. När du är utomlands måste du också följa landsspecifika riktlinjer och lagar. Läs alla varningar och kontraindikationer före användning.

- ⚠ Använd inte enheten om delar eller tillbehör inte levereras av tillverkaren enligt definitionen i denna användarhandbok, om enheten är skadad eller inte verkar fungera som den ska, eller om du ser eller känner lukten av rök. I sådana fall ska du sluta använda enheten och kontakta kundservice.
- ⚠ Endast behörig personal tillåts utföra reparationer. Försök inte reparera eller öppna förseglade delar av enheten. Du kan utsätta dig för farliga komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.
- ⚠ Tillverkaren tar inget ansvar för skada eller skador som orsakats av otilbörlig eller felaktig användning.
- ⚠ Håll adaptern borta från vatten. Adaptorn är INTE vattentät.

- ⚠ Kontrollera alltid att händerna är torra innan du ansluter adaptern till elförsörjning.
- ⚠ Placera- eller förvara inte adaptern där den kan falla eller knuffas ned i ett badkar, handfat eller in i annan vätska.
- ⚠ Sträck dig inte efter adaptern om den har fallit i vatten. Dra ur kontakten omedelbart innan du plockar upp den. Underlåtenhet att koppla ur adaptern kan orsaka elektrisk chock!
- ⚠ Använd aldrig adaptern om den har en skadad kabel eller kontakt eller om den inte fungerar ordentligt eller har sänkts ned i vatten. Sker det ska du omedelbart koppla ur adaptern.
- ⚠ Dra aldrig ut adaptern ur uttaget via kabeln. Ta alltid bort den genom att hålla i adaptern.
- ⚠ Placera adapterns kabel på ett sådant sätt att det inte medför eventuell fallrisk.
- ⚠ Snurra inte adapterns kabel och lägg den inte över skarpa kanter.
- ⚠ Lämna inte enheten i bad- eller duschvatten i mer än 20 minuter.

- ⚠ Anslut inte eventuella blöta borsthuvuden när du laddar enheten.
- ⚠ Låt inte ansiktsvattnet ackumuleras på borsthuvudena.
- ⚠ Enheten skall endast användas med delar för strömtillförsel som kom med enheten.
- ⚠ Om ett batteri har läckt, undvik kontakt med huden, ögonen och med slemhinnorna. Tvätta de påverkade områdena med vatten och uppsök läkare om så krävs.
- ⚠ Rengör aldrig enheten eller några delar i diskmaskinen.
- ⚠ Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar denna elektriska enhet (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska enheter. För detaljer se avsnitt 11. Avfallshantering.
- ⚠ Apparaten innehåller batterier som inte kan bytas av användaren.
- ⚠ Apparaten innehåller batterier som inte går att byta ut. Kassera apparaten på korrekt sätt när batteriet är uttjänt.
- ⚠ Batteriet måste avlägsnas från apparaten innan det kan göras av med.

- ⚠ Apparatens måste kopplas ur från det elektriska uttaget när batteriet avlägsnas
- ⚠ Batteriet skall göras av med på ett säkert sätt.
- ⚠ Gör dig uppmärksam på miljöaspekterna som finns när du slänger batterier. Släng inte använda batterier i sopptunnan. Vänligen kontakta din återförsäljare för att skydda miljön.

Avlägsning av batteri

För att avlägsna batteriet måste apparaten tas isär. Enheten kommer att fungera längre efter detta och den kan inte repareras. Alla garantier kommer att ogiltigförklaras när apparatens skyddskåpa är trasig och batteriet är avlägsnat. Det rekommenderas starkt att använda skyddsglasögon och handskar.

Silk'n kan inte hållas ansvarig för några fysiska eller materiella skador orsakade av att denna procedur utförts.

För att avlägsna batteriet, placera enheten på en hård, tålig yta. Använd en hammare för att slå på apparatens skarv och fortsätt med detta över hela skarven på apparatens båda sidor.

När skarven är helt trasig, använd en tång eller en skruvmejsel för att ta isär skyddskåpan. Skruva loss kretskortet och avlägsna batteriet genom att koppla ur kontakten från kretskortet.

Kontraindikationer

- ⚠ Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatta fysiska-, sensoriska-, eller mentala förutsättningar eller av de utan erfarenhet och kunnande om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och har förstått vilka risker som involveras.
- ⚠ Tillåt inte att barn leker med enheten eller någon av dess delar.
- ⚠ Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- ⚠ Av hygieniska skäl dela inte enheten med andra.
- ⚠ Undvik kontakt med ögonen.
- ⚠ Använd inte ett torrt borsthuvud i ansiktet eller nacken, eftersom det kan orsaka hudirritation.

Använd inte enheten om du har:

- ⚠ öm eller skadad hud i ansiktet eller nacken.
- ⚠ en pacemaker.

Kontakta din läkare om du lider av:

- ⚠ eventuellt medicinskt tillstånd eller någon form av känslighet.
- ⚠ akne eller eventuell annan hudsjukdom.
- ⚠ utslag, rodnad eller klåda under eller efter användning.

2. Säkerhet med Silk'n Pure (Deluxe)

Silk'n Pure (Deluxe) har testats för vatteninträning till den nivå som täcks av IPX7. Det betyder att din enhet är vattentät och lämplig för användning i duschen eller medan du tar ett bad, men lämna den inte nedsänkt i vatten i mer än 20 minuter.

Enheten har dessutom ett överbelastningsskydd. Det innebär att du säkert kan lämna adaptorn i enheten även om den är ansluten till elförsörjning utan risk för skador.

3. Lär känna Silk'n Pure (Deluxe)

Denna handbok gäller både Silk'n Pure och Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) rengör huden effektivt och tar bort det yttre lagret av torra och fläckiga hudceller. Den drar ut smuts från insidan av porerna liksom eventuell ansamling av skräp från vecken i de fina linjerna och rynkorna. Enheten använder vibrationer för att göra huden mjukare och masserar huden för att förbättra blodcirkulationen.

Silk'n Pure (Deluxe) tar bort upp till 6 gånger mer smink än manuell rengöring, vilket gör huden ren, mjuk och mjuk.

Silk'n Pure (Deluxe) är en elektronisk apparat som skall användas på ett säkert vis. **Innan användning, det är viktigt att du läser och förstår instruktionerna hur du använder apparaten inklusive procedurer efter användande, och att du följer de strikt.** Vi rekommenderar att läser igenom instruktionerna i denna användarhandbok före varje behandling.

3.1. Förpackningsinnehåll

- Din Silk'n Pure (Deluxe) enhet
- 2 borsthuvuden (Vanlig, Mjuk)
- Ställ för ansiktsborste
- Adapter
- Användarhandbok

Silk'n Pure Deluxe inkluderar följande extra tillbehör:

- Resväska
- Reseflaska med ansiktsvatten
- Borsthuvud för ansiktsmassage
- Borsthuvud för ögonmassage

3.2. Enhetsbeskrivning

Silk'n Pure (Deluxe) är en liten, handhållen, eldriven hudrengörare. Hänvisa till diagrammet i början av denna manual för att se var alla delar sitter.

- Laddningslamppa (#1)
- Spets på borstillbehör (#2)
- Kontrollknapp (#3)
- Adapteruttag (#4)
- Borsthuvudcenter (#5)
- Borsthuvud (#6)
- Ställ för ansiktsborste (#7)
- Resväska (#8) *
- Reseflaska med ansiktsvatten (#9) *
- Borsthuvud för ansiktsmassage (#10) *
- Borsthuvud för ögonmassage (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Avsedd användning

Silk'n Pure (Deluxe) är en receptfri enhet avsedd att rengöra ditt ansikte och nacke och massera din hud. Använd inte något annat syfte än vad som beskrivs i denna manual.

4. Enhetskontroller och inställningar

4.1. Laddar

Före första användningen måste din enhet vara fulladdad. För bästa resultat, ladda din Silk'n Pure (Deluxe) i 6 timmar innan du använder den för första gången, även om det finns eventuell kvarvarande laddning i enheten som ett resultat av kvalitetskontrollprocedurer.


1. För din säkerhet, se till att enheten är helt torr innan den laddas.
2. Anslut **adaptorn** till enheten och elförsörjning.
3. När du laddar din, blinkar **laddningsljuset** röd kontinuerligt. När den är fulladdad, lyser **laddningsljuset** kontinuerligt röd.

 Om du laddar för första gången men **laddningsljuset** lyser kontinuerligt röd, ska

du ändå ladda enheten i 3 timmar.


4. Vi rekommenderar att du kopplar ifrån enheten och förvarar **adaptorn** efter varje fulladdning tills du behöver ladda enheten igen.

 Vi rekommenderar att du laddar enheten helt och hållet var tredje månad för att bibehålla batterilivslängden.

 Anslut inte eventuella blöta borsthuvuden när du laddar enheten.

4.2. Indikatorljus och funktionsinställningar

Din Silk'n Pure (Deluxe) är enkel att använda och har en **kontrollknapp** och en **indikatorlampa**. Se diagrammet i början av denna manual för att se var alla delar sitter.


Knapp	Åtgärd	Funktion/Läge
Kontrollknapp (#3) 	Tryck x 1	Vibrerar - låg hastighet
	Tryck x 2	Vibrerar - hög hastighet
	Tryck x 3	Pulserar - låg hastighet
	Tryck x 4	Pulserar - hög hastighet
	Tryck x 5	Enheten stänger av
Laddningslampa (#1) 	Lampan är röd och blinkar i 10 sekunder	Lågt batteri
	Lampan är röd och blinkar kontinuerligt	Laddar
	Lampan lyser kontinuerligt röd (synlig endast när den är ansluten till elförsörjning)	Fulladdad. Lampan släcks när enheten kopplas ifrån adaptorn , eller när du avlägsnar adaptorn från elförsörjning.

5. Behandlingsplan

- För daglig användning, men inte oftare än 2 gånger om dagen.
- Vi rekommenderar rengöring i dessa områden: panna, näsa, haka, kinder och nacke.
- Rekommenderad behandlingstid för varje område är 10 sekunder.
- Silk'n Pure (Deluxe) är designad för att rengöra din hud på bara 1 minut. Vi rekommenderar att du inte överskrider den här tiden.

6. Kom igång!

1. Välj de **borsthuvud** som passar för din hudtyp. Tryck försiktigt **borsthuvudet** på **spetsen på borstillbehöret**, tills du hör ett klick.
2. Fukta ditt ansikte med ljummet vatten.
3. Fukta **borsthuvudet** med ljummet vatten och applicera ansiktsvatten på borsthuvudet.



- !** Använd inte ett torrt **borsthuvud** på ansiktet eller nacken, då det kan orsaka hudirritation.
4. Tryck på **kontrollknappen** för att sätta på apparaten. Enheten startar automatiskt i vibrationsläget med låg hastighet.
 5. För att markera önskat läge, fortsätt att trycka på kontrollknappen för att gå igenom lägena (se avsnitt [4.2. Indikatorljus och funktionsinställningar](#)).
 6. Tryck **borsthuvudet** lätt mot huden och flytta det i en uppåtriktad cirkelrörelse. Det finns ingen anledning att tillämpa eventuellt tryck.
- i** Försök att undvika känsliga hudområden som runt ögonen eller läpparna.
7. För att avsluta, skölj huden med vatten och klappa torrt med en handduk.
- i** Enheten är inställd att stängas av automatiskt efter 1 minut. Ändrar du lägen under en behandling, återställs timern till noll och startar igen.

6.1. Silk'n Pure Deluxe tillbehör

Förutom den praktiska resväskan och reseflaskan för ansiktsvatten, Silk'n Pure Deluxe inkluderar två extra behandlingstillbehör. Båda är lämpliga för daglig användning.

Borsthuvudet för ansiktsmassage förbättrar blodcirkulationen och rengör huden, vilket gör att huden blir friskare och får en lyster. Följ stegen i avsnittet [6. Kom igång!](#)

Borsthuvudet för ögonmassage bidrar till att minska svullnader och mörka ringar runt ögonen. För att använda tillbehöret, följ dessa steg:


1. Rengör ansiktet och se till att huden är ren och torr.
2. Placera metalldelen på området under ögonen och rör från vänster till höger. Gör det i 30 sekunder till 1 minut i ett område. Du kan också använda den med ditt favoritögonserum, lotion eller kräm.

7. Rengöring och underhåll

Använd varmt vatten upp till högst 45°C/113° F.

7.1. Rengöra borsthuvudena

Rengör både det vanliga och /eller mjuka **borsthuvudet** efter varje användning.

- Kontrollera att enheten är avstängd. Skölj med varmt vatten och mild tvål för att avlägsna eventuellt ackumulerat skräp. Skaka bort eventuella överflödigt vatten.
- Torka **borsthuvudet** med en ren trasa. Du kan också torka **borsthuvudet** genom att slå på och av enheten och gnida den mot en ren trasa i 5-10 sekunder.
-  Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du byter ut använda **borsthuvuden** var 3:e månad, eller tidigare om de ser utslitna ut.

 Låt inte ansiktsvätskan ackumuleras på **borsthuvudena**.

7.2. Rengöra Silk'n Pure Deluxe tillbehör

- Tvätta **borsthuvudet för ansiktsmassage** med varmt vatten och avlägsna eventuellt ackumulerat skräp. Därefter torka den med en ren trasa.
- Torka **borsthuvudet för ögonmassage** med en fuktig trasa med ett mild rengöringsmedel. Alternativt, tvätta det med varmt vatten och avlägsna eventuellt skräp som kan ha ackumulerats. Därefter torka den med en ren trasa.

7.3. Rengöra enheten och ställ för ansikte


Vi rekommenderar att du rengör enheten efter varje användning och **ställ för ansikte** en gång i månaden. Före rengöring:

- Koppla ifrån enheten från **adaptorn**.
- Använd inte starka rengöringsmedel eller kemikalier för att rengöra några delar.
- Rengör enheten eller **ställ för ansikte** med en fuktig trasa med ett mild rengöringsmedel, därefter torka den torr med en ren trasa.

 Rengör aldrig enheten eller några delar i diskmaskinen.

7.4. Byta borsthuvudet

1. För att ta bort **borsthuvudet**, greppa tag i den yttre plastbasen på **borsthuvudet** med ena handen och handtag på enheten med den andra och dra uppåt tills den snäpper lös.
2. För att fästa **borsthuvudet**, placera mitten av **borsthuvudet** på **spetsen på borstillbehöret**.
3. Tryck **borsthuvudet** försiktigt och tryck ner tills det snäpper på plats.



7.5. Förvaring

- Du kan lämna enheten i **ställ för ansikte** och använda det som en bänkställ.
- Om du inte planerar att använda enheten på ett tag, rekommenderar vi att du förvarar den på en torr plats.

8. Felsökning

Försök inte reparera eller öppna förseglade delar av enheten. Du kan utsätta dig för farliga komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.

- ⚠ Endast behörig personal tillåts utföra reparationer. Vid problem eller frågor, vänligen kontakta Silk'n kundservice.

Problem	Åtgärd
Enheter startar inte.	Se till att apparaten är laddad ordentligt. Fäst adaptorn på enheten och elförsörjning och lämna enheten att ladda i minst 6 timmar innan du använder den nästa gång.
Enheter laddar inte.	Kontrollera att adaptorn är korrekt ansluten till enheten och elförsörjning. Koppla ifrån adaptorn och därefter koppla in den igen för att helt återställa enheten. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst.

Problem	Åtgärd
Enheten stängs av hela tiden.	Se till att apparaten är laddad ordentligt. Anslut adaptern till enheten och elförsörjning, och ladda enheten i minst 6 timmar före nästa användning.

9. Delar och förbrukningsmaterial

Du kan köpa nya borstar via återförsäljaren där du köpte enheten, eller du kan beställa direkt från vår hemsida: www.silkn.eu.

10. Kundservice

För mer information se vår webbplats www.silkn.eu. Denna användarhandbok finns även som en nedladdningsbar PDF-fil från webbplatsen. Kontakta Silk'n kundservice för att rapportera verksamhet eller händelser, eller eventuella andra problem med din enhet.

Våra kontaktuppgifter är:

Land	Kundtjänstnummer	E-postadress
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Nederländerna	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andra länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Avfallshantering



Förpackning: Släng förpackningen uppdelat per materialtyp. Kassera kartong som avfallspapper och film via återvinningsbar materialuppsamlingsjärsten.



Enhet: Släng den ej i hushållsoporna! WEEE-direktivet kräver att du kasserar denna elektriska enhet (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska enheter. Detta garanterar att enheten återvinns professionellt och förhindrar utsläpp av skadliga ämnen i miljön. Kontrollera att enheten är i oladdat skick innan du kasserar den.

12. Specifikationer




Adapter från växelspänning till likspänning	
Modellnummer:	RSS1002-025050-W2E (EU) / RSS1002-25050-W3U (Storbritannien)
Ingång:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Utgång:	5 V likspänning; 500 mA
Utgångseffekt:	2.5 W
Skyddsklass:	II
Kapslingsklassning:	IP20

Publicerade uppgifter	Värde och noggrannhet	Enhet
Tillverkarens namn eller märke, handelsregister-nummer och adress:	Dongguan GaoYi Electronic Co, Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road ShiJie Town Dongguan, Guangdong, Kina	
Modellidentifiering:	RSS1002-025050-W2E (EU) RSS1002-25050-W3U (Storbritannien)	
Ingångsspänning:	100–240	V
AC-ingångsfrekvens:	50/60	Hz
Utgångsspänning	5	V
Utgångsström:	0.5	A
Utgångseffekt:	2.5	W
Genomsnittlig effektivitet vid drift:	77.24	%
Strömförbrukning vid nollbelastning:	0.04	W

13. Tecken och symboler

Följande symboler och signalord används i denna bruksanvisning, på enheten eller på förpackningen.

	Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
IPX7	Skyddad mot nedsänkning i vatten i upp till 30 minuter vid 1 m djup.
	Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar denna elektriska enhet (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska enheter.
	Denna symbol finns på elektriska apparater i skyddsklass II.
	Ordet "GS" avser testad säkerhet. Märkningen "GS" står för testad säkerhet. Produkter som är märkta med denna symbol uppfyller kraven i den tyska produktsäkerhetslagen (ProdSG) (EU-adapter).
	Apparater märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).
	Adaptern är utrustad med en kortslutningssäker transformator.
IP20	Adaptern är skyddad mot fasta föremål på upp till 12 mm.
	Adaptern innehåller en pulserande strömförsörjning.
	Det internationella märket för effektivitet indikerar att strömförsörjningen uppfyller kraven för steg VI.

	<p>Den här symbolen visar polariteten på stiften i adaptern.</p>
	<p>Produkten uppfyller nationella och and internationella säkerhetsstandarder (adaptern för Storbritannien).</p>
	<p>Försäkran om överensstämmelse: Produkterna har denna symbol på etiketten uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i Storbritannien.</p>

14. Garanti

Denna produkt täcks av en 2 års lång garanti, enligt europeisk lagstiftning. Denna produkts garanti sträcker sig endast till att täcka tekniska defekter som har orsakats av en felaktiv produktionsprocess. Om du skulle vilja använda din garanti, vänligen se till att du kontaktar kundtjänst för instruktioner. De kanske kan lösa ditt problem utan att du behöver returnera produkten till butiken eller till vårt servicecenter. Vår kundtjänst är alltid glad att kunna hjälpa dig!

15. Rättsligt meddelande

Upphovsrätt 2023 © Silkn Beauty Ltd. Med ensamrätt.

Invention Works B.V. innehar rättigheterna att ändra sina produkter och deras specifikationer för att kunna förbättra användningen, pålitligheten och tillverkningen av dem. Information som ges av Invention Works B.V. Skall anses som sann och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Docktar inte Invention Works B.V. något ansvar för användandet av produkten. Ingen licens beviljas genom dess implikation eller på annat sätt enligt eventuella patent- eller patenträttigheter från Invention Works B.V. Inga delar av detta dokument får återskapas eller överföras till någon på något sätt, d.v.s. inte elektroniskt och inte mekaniskt för någon användning utan innehav av skriftligt godkännande från Invention Works B.V Ltd. Data kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg. Silkn Beauty Ltd innehar patent och patentansökningar som väntar på godkännande, varumärken, upphovsrätter och annan egendom som är ämnesfokus i detta dokument. Skapandet av detta dokument ger dig inga som helst licenser till innehavda patent, varumärken, upphovsrätter eller annan egendom förutom vid innehav av skriftligt godkännande från Silkn Beauty Ltd. Specifikationerna kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg. Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Silkn Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna www.silkn.eu, info@silkn.eu.

Indholdsfortegnelse

1. Advarsler og bivirkninger	193
2. Sikkerhed med Silk'n Pure (Deluxe)	198
3. Lær Silk'n Pure (Deluxe) at kende	198
4. Kontrol af og indstillinger i enheden	199
5. Behandlingsplan	201
6. Kom godt i gang!.....	201
7. Rengøring og vedligeholdelse.....	202
8. Problemløsning.....	204
9. Reservedele og forbrugsstoffer	204
10. Kundeservice	205
11. Bortskaffelse	205
12. Specifikationer	205
13. Tegn og symboler	206
14. Garanti	207
15. Juridisk information	208

1. Advarsler og bivirkninger

Denne manual er baseret på de standarder og regler, der er gældende i EU. Når du er i udlandet, skal du altid overholde det pågældende lands retningslinjer og love. Læs advarsler og bivirkninger inden brug.

- ⚠ Må ikke anvendes, hvis der er dele eller tilbehør, som ikke leveres af producenten jf. manualen, eller hvis apparatet er beskadiget eller det ikke virker korrekt, eller hvis du ser eller lugter røg. I disse tilfælde skal du stoppe med at bruge apparatet og kontakte kundeservice.
- ⚠ Kun godkendt personale må udføre reparation. Forsøg ikke at reparere eller åbne forseglede dele af din enhed. Du kan udsætte dig selv for farlige komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv. Det kan endvidere gøre garantien ugyldig.
- ⚠ Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skade eller personskade som følge af upassende eller forkert brug.
- ⚠ Opbevar ikke adapteren i nærheden af vand. Adapteren er ikke vandtæt.

- ⚠ Sørg for hænderne er tørre, før du tilslutter adapteren til elnettet.
- ⚠ Du må ikke placere eller opbevare adapteren og ledningen på et sted, hvor det kan falde eller blive trukket ned i et badekar, en håndvask eller vand og andre væsker.
- ⚠ Rør ikke ved adapteren, hvis det er faldet ned i vand. Afbrydes straks fra stikket før du tager det op. Hvis adapteren ikke afbrydes, er der risiko for elektrisk stød!
- ⚠ Brug ikke adapteren med beskadiget ledning eller stik, hvis den ikke virker korrekt eller den er i vand. Sker det, skal adapteren straks afbrydes.
- ⚠ Træk ikke adapteren ud af stikket ved at holde i ledningen. Tag den ud ved at holde i adapteren.
- ⚠ Sæt adapterledningen i så der ikke er nogen snubelfare.
- ⚠ Bøj ikke adapterledningen og før den ikke over skarpe kanter.
- ⚠ Efterlad ikke apparatet i vand på nogen måde i mere end 20 minutter.

- ⚠ Du må ikke montere et vådt børstehoved under opladning.
- ⚠ Du må ikke lade ansigtsvask ophobe sig på børstehovedet.
- ⚠ Apparatet må udelukkende anvendes sammen med den medfølgende strømforsyningsenhed.
- ⚠ Hvis et batteri lækker syre, skal du undgå kontakt med hud, øjne og slimhinden. Om nødvendigt skal du skylle de berørte områder med vand og søge lægehjælp.
- ⚠ Du må ikke rengøre enheden eller nogen dele i opvaskemaskine.
- ⚠ Du må ikke bortskaffe enheden sammen med almindeligt affald! WEEE-direktivet kræver, at denne elektronikenhed (herunder alt tilbehør og dele) skal bortskaffes på en genbrugsplads, hvor man tager imod elektronikenheder. For details see section 11. Bortskaffelse.
- ⚠ Dette apparat indeholder batterier, som brugerne ikke kan udskifte.
- ⚠ Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes. Når batteriet er udtjent, skal apparatet bortskaffes på den korrekte måde.

- ⚠ Batteriet skal udtages af apparatet inden det bortskaffes.
- ⚠ Apparatet må ikke være tilsluttet strømforsyningen når batteriet udtages.
- ⚠ Batteriet skal bortskaffes på en forsvarlig måde.
- ⚠ Vi henleder din opmærksomhed på miljøet i forbindelse med batteribortskaffelse. Du må ikke smide brugte batterier i skraldespanden. Kontakt din forhandler for at høre hvordan du bortskaffer batterier.

Udtagning af batteri

For at udtage batteriet, skal apparatet først splittes ad. Enheden vil ikke længere fungere efter denne procedure, og den vil heller ikke kunne repareres. Alle garantier vil bortfalde efter apparatets kabinet er blevet ødelagt og batteriet er udtaget. Det anbefales på det kraftigste at bruge beskyttelsesbriller og handsker.

Silk'n er ikke erstatningsansvarlig for fysiske eller materialeskader som et resultat af udførelse af denne procedure.

For at udtage batteriet skal du anbringe apparatet på en fast og stærk overflade. Brug en hammer til at slå på apparatets sammenføjning

og fortsæt med at gøre dette langs med hele sammenføjesningen på begge sider af apparatet.

Når først sammenføjesningen er tilstrækkeligt ødelagt, kan du bruge en knibtang eller en skrueetrækker til at skille kabinetet ad. Udtag skrueerne der holder det trykte kredsløbskort på plads og fjern batteriet ved at afbryde tilslutningen fra kredsløbskortet.

Kontraindikationer

- ⚠ Dette apparat må anvendes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaringer og viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret vedrørende brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici der er involveret ved brugen.
- ⚠ Børn må ikke lege med emballagen apparatet (eller nogen af dens dele).
- ⚠ Rengøring og vedligeholdelse af produktet må ikke udføres af børn uden tilsyn af en voksen.
- ⚠ Af hensyn til hygiejnen må du ikke dele apparatet med andre.
- ⚠ Undgå øjenkontakt.

⚠ Du må ikke bruge et tørt børstehoved på ansigt eller hals, da det kan forårsage hudirritation..

Du må ikke bruge apparatet, hvis du har:

⚠ øm eller beskadiget hud på ansigt eller hals.

⚠ pacemaker.

Kontakt din læge, hvis du har:

⚠ en sygdom eller overfølsomhed.

⚠ acne eller anden hudsygdom.

⚠ udslæt, rødmen, kløe under eller efter brug.

2. Sikkerhed med Silk'n Pure (Deluxe)

Din Silk'n Pure (Deluxe) er blevet testet for indtrængen af vand i den udstrækning den er omfattet af IPX7. Det betyder, at dit apparat er vandtæt og egnet til brug under bruseren eller når du tager et bad, men du må ikke lade det være nedsænket i vand i mere end 20 minutter.

Apparatet har også overspændingsbeskyttelse. Det betyder, at du kan lade adapteren sidde sikkert i apparatet, selvom det er tilsluttet elstikket, uden risiko for skade.

3. Lær Silk'n Pure (Deluxe) at kende

Brugervejledningen gælder for både Silk'n Pure og Silk'n Pure Deluxe.

Silk'n Pure (Deluxe) renser effektivt huden og fjerner det yderste lag med tørre og flagede hudceller. Det løfter urenheder ud af porerne og snavs, der samler sig mellem fine hudfolder og rynker. Apparatet anvender vibrationer til at gøre hudens overflade blød og masserer din hud for at styrke blodcirkulationen.

Silk'n Pure (Deluxe) fjerner op til 6 gange mere makeup end ved manuel rensning, og din hud bliver ren, blød og glat.

Silk'n Pure (Deluxe) er et elektrisk apparat, som derfor bør anvendes med omtanke. Inden brug, de er vigtigt, at du læser og forstår vejledningen i at bruge enheden samt vejledningen for efterfølgende brug og at du følger den nøje. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med vejledningen i nærværende inden hver behandling.

3.1. Pakkens indhold

- Dit Silk'n Pure (Deluxe) apparat
- 2 børstehoveder (almindeligt, blødt)
- Holder til ansigtsbørste
- Adapter
- Brugermanual

Silk'n Pure Deluxe har følgende ekstradele:

- Rejsetaske
- Ansigtsvask rejseflaske
- Ansigtsmassage børstehoved
- Øjemassage, børstehoved

3.2. Beskrivelse af enhedent

Silk'n Pure (Deluxe) er et lille, håndholdt, elektrisk drevet hudrenseapparat. Tegningen forrest i manualen viser placeringen af hver funktion.

- Opladelys (#1)
- Børstetilbehørspunkt (#2)
- Kontrolknap (#3)
- Adaptersokkel (#4)
- Centrum på børstehoved (#5)
- Børstehoved (#6)
- Holder til ansigtsbørste (#7)
- Rejseetui (#8) *
- Ansigtsvask rejseflaske (#9) *
- Ansigtsmassage børstehoved (#10) *
- Ansigtsmassage børstehoved (#11) *

* Silk'n Pure Deluxe

3.3. Beregnet anvendelse

Silk'n Pure (Deluxe) er et receptfrit apparat til rensning af ansigt og hals og til massage af huden. Den må ikke bruges til noget andet formål end det, som beskrives i vejledningen.

4. Kontrol af og indstillinger i enheden

4.1. Opladning

Inden brug første gang skal apparatet oplades helt. Det bedste resultat får du ved at oplade Silk'n Pure (Deluxe) i 6 timer før brug første gang, også selvom der er lidt tilbage på batteriet som følge af vores kvalitetskontrol.

1. Af hensyn til din sikkerhed skal du sørge for, at apparatet er fuldstændigt tørt inden opladning.
2. Tilslut **adapteren** til apparatet og elstikket.
3. Under opladningen blinker **opladelys** rødt og hele tiden. Ved fuld opladning lyser **opladelys** konstant rødt.

i Hvis du oplader for første gang, men **opladelys** lyser konstant rødt, skal du fortsat oplade apparatet i 3 timer.



4. Vi anbefaler, at du afbryder apparatet fra stikket og gemmer **adapteren** væk efter hver fuld opladning til du har brug for at oplade enheden igen.

i Vi anbefaler, at du oplader enheden helt og mindst hver 3. måned for at opretholde batteriets levetid.

 Du må ikke montere et vådt børstehoved under opladning.

4.2. Indikatorlamper og funktionsindstillinger

Din Silk'n Pure (Deluxe) er let at bruge og har en **kontrolknap** og en **indikatorlampe**. Tegningen forrest i brugermanualen viser placeringen af hver funktion.

Knop	Handling	Funktion / Mode
Kontrolknap (#3) 	Tryk x 1	Vibrerer - lav hastighed
	Tryk x 2	Vibrerer - høj hastighed
	Tryk x 3	Pulserer - lav hastighed
	Tryk x 4	Pulserer - høj hastighed
	Tryk x 5	Apparatet slukkes
Opladelys (#1) 	Lyser rødt og blinker 10 sekunder	Lavt batteriniveau
	Lyser rødt og blinker hele tiden	Opladning
	Lyser rødt hele tiden (ses kun hvis tilsluttet strømmen)	Fuld opladet. Lyset slukkes, når apparatet afbrydes fra adapteren , eller når du afbryder adapteren fra strømmen.

5. Behandlingsplan


- Til daglig brug men ikke mere end to gange om dagen.
- Vi anbefaler rensning på følgende områder: panden, næsen, hagen, kinderne og halsen.
- Den anbefalede behandlingstid er 10 sekunder på område.
- Apparat Silk'n Pure (Deluxe) er beregnet til at rense din hud på blot et minut. Vi anbefaler, at du ikke overskrider denne tidsgrænse.

6. Kom godt i gang!

1. Vælg et passende **børstehoved** til din hudtype. Skub forsigtigt **børstehovedet** fast på **børstetilbehørspunkt**, indtil der høres et klik.
2. Fugt din hud med lunkent vand.
3. Fugt **børstehovedet** med lunkent vand og kom ansigtstvask efter eget valg på børstehovedet.



Du må ikke bruge et tørt **børstehoved** på ansigt eller hals, da det kan forårsage hudirritation..



4. Tryk på **Kontrolknappen** for at tænde for apparatet. Apparatet starter automatisk ved lav hastighed med at vibrere.
5. Du kan vælge den ønskede funktion ved at holde kontrolknappen inde og vælge funktion (jf. afsnit [4.2. Indikatorlamper og funktionsindstillinger](#)).
6. Tryk let på **børstehovedet** mod huden og flyt det opad i cirkelbevægelser. Du behøver ikke trykke hårdt.
 - ❗ Undgå følsomme hudområder fx omkring øjne eller læber.
7. Afslut ved at rense din hud med vand og tør efter med et håndklæde.



Apparatet er indstillet til at slukke automatisk efter 1 minut. Hvis du ændrer indstillingen under en hudbehandling, vil timeren blive nulstillet og starte forfra.

6.1. Silk'n Pure Deluxe: tilbehør

Udover den praktiske rejsetaske og flaske til ansigtsvask medfølger der yderligere to slags tilbehør med Silk'n Pure Deluxe. Begge er egnet til daglig brug.

Ansigtsmassagens børstehoved fremmer blodcirkulationen og renser huden let, så din hud bliver mere frisk og klar. Følg alle trin i afsnit [6. Kom godt i gang!](#)

Øjemassagens børstehoved er med til at reducere hævelse og mørke ringe omkring øjnene. Brug tilbehøret ved at følge disse trin:

1. Rens ansigtet og sørg for huden er ren og tør.
2. Sæt metaldelen på området under øjnene og anvend fra venstre mod højre. Gør det i 30 sekunder op til 1 minut på det samme sted. Du kan også bruge den sammen med din foretrukne øjeserum, lotion eller creme.

7. Rengøring og vedligeholdelse

Brug varmt vand, maksimalt 45°C.

7.1. Rengøring af børstehoveder

Rengør de almindelige og/eller bløde **børstehoveder** efter hver brug.

- Sørg for at apparatet er helt slukket. Skyl med varmt vand og mild sæbe for at fjerne eventuelle ophobninger. Ryst overskydende vand af.
- Tør **børstehovedet** af med en ren klud. Du kan også tørre **børstehovedet** af ved at tænde for apparatet igen og gnubbe mod en ren klud i 5-10 sekunder.
- i** Af hensyn til hygiejnen anbefaler vi, at du udskifter brugte **børstehoveder** hver 3. måned eller tidligere, hvis du oplever, at de er slidte.
- !** Du må ikke lade ansigtsvask ophobe sig på **børstehovedet**.

7.2. Rengøring af Silk'n Pure Deluxe tilbehør

- Vask **ansigtsmassagens børstehoved** i varmt vand og fjern eventuelle ophobninger. Tør med en ren klud.
- Tør **øjemassagens børstehoved** med en fugtig klud og mild sæbe. Alternativt kan du vaske ansigtsmassagens børstehoved i varmt vand og fjerne eventuelle ophobninger. Tør med en ren klud.

7.3. Rengøring af apparat og ansigtsbørstestander


Vi anbefaler, at du rengør apparatet, hver gang det har været brugt, og **ansigtsbørstestanderen** en gang om måneden. Før rengøring:

- Afbryd apparatet fra **adapteren**.
- Brug ikke ridsende rengøringsmiddel eller kemikalier til at rengøre med.
- Rengør apparatet eller **ansigtsbørstestander** med en fugtig klud og mild sæbe, tør af med en ren klud.

⚠ Du må ikke rengøre enheden eller nogen dele i opvaskemaskine.

7.4. Rengøring af børstehoveder

1. For at fjerne **børstehovedet** skal du blot gribe fat i den udvendige plastikbase på **børstehovedet** med den ene hånd og håndtaget på apparatet i den anden hånd og trække op indtil den kommer fri.
2. Når du skal montere et **børstehoved**, skal du placere midten af **børstehovedet** på det tilhørende **børstetilbehørspunkt**.
3. Tryk forsigtigt ned på **børstehovedet**, indtil der høres et klik.



7.5. Opbevaring

- Du kan opbevare apparatet i **ansigtsbørstestanderen** og bruge den som modstander.
- Hvis du ikke har tænkt dig at bruge apparatet et stykke tid, anbefaler vi, at du opbevarer det på et tørt sted.

8. Problemløsning

Forsøg ikke at reparere eller åbne forseglede dele af din enhed. Du kan udsætte dig selv for farlige komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv. Det kan endvidere gøre garantien ugyldig.



Kun godkendt personale må udføre reparation. Hvis du oplever problemer eller har nogen spørgsmål, bedes du kontakte Silk'n kundeservice.

Problem	Handling
Enheden vil ikke starte.	Sørg for at apparatet er fuldt opladet. Tilslut adapteren til apparatet og stikkontakten og lad den oplade i mindst seks timer inden næste betjening.
Enheden vil ikke oplade.	Sørg for adapteren er korrekt tilsluttet til apparatet og til stikkontakten. Træk adapter ud og tilslut igen for at nulstille apparatet helt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.
Apparatet afbrydes hele tiden.	Sørg for at apparatet er fuldt opladet. Tilslut adapteren til apparatet og stikkontakten og lad den oplade i mindst seks timer inden næste betjening.

9. Reservedele og forbrugsstoffer

Du kan købe ekstrabørster hos forhandleren, hvor du har købt enheden, eller du kan bestille dem direkte på vores websted: www.silkn.eu.

10. Kundeservice

Få mere information på vores websted, www.silkn.eu. Denne manual fås også som pdf-fil, der kan downloades fra webstedet. Kontakt Silk'ns kundeservice for at rapportere en uventet funktion eller hændelse eller andet problem med enheden.

Vores kontaktoplysninger er:

Land	Servicenummer	E-mail
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrig	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Holland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre lande	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Bortskaffelse



Emballage: Bortskaf emballagen adskilt i to typer materialer. Bortskaf pap og karton som affaldspapir og film via genbrugspladsen.



Enhed: Du må ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt affald! WEEE-direktivet kræver, at denne elektronikenhed (herunder alt tilbehør og dele) skal bortskaffes på en genbrugsplads, hvor man tager imod elektronikenheder. Dermed sikres det, at enheden genbruges korrekt og skadelige stoffer ikke udledes i miljøet. Sørg for at apparatet ikke er opladet før bortskaffelse.

12. Specifikationer

Jævnstrøms-/vekselstrømsadapter	
Modelnummer:	RSS1002-025050-W2E (EU) / RSS1002-25050-W3U (UK)
Indgang:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Udgang:	5VDC; 500mA
Udgangseffekt:	2,5 W
Beskyttelsesklasse:	II

IP-kode:	IP20
----------	------

Offentliggjorte data	Værdi og præcision	Enhed
Producentens navn eller mærke, handelsregister-nummer og adresse:	Dongguan GaoYi Electronic Co., Ltd, West Sha Yao Road XiSha Road ShiJie Town Dongguan, Guangdong, Kina	
Modelbetegnelse:	RSS1002-025050-W2E (EU) RSS1002-25050-W3U (UK)	
Indgangsspænding:	100–240	V
Indgangsvekselstrømfrekvens:	50/60	Hz
Udgangsspænding:	5	V
Udgangsstrøm:	0.5	A
Udgangseffekt:	2.5	W
Gennemsnitlig effektivitet ved brug:	77.24	%
Strømförbrug ved nulbelastning:	0.04	W

13. Tegn og symboler

Følgende symboler og signalord anvendes i brugervejledningen, på udstyret eller emballagen.

	Overensstemmelseserklæring: Produkter mærket med dette symbol opfylder alle relevante bestemmelser i EØS.
IPX7	Beskyttet mod vandnedsænkning i op til 30 minutter i en dybde på 1 m.
	Du må ikke bortskaffe enheden sammen med almindeligt affald! WEEE-direktivet kræver, at denne elektronikenhed (herunder alt tilbehør og dele) skal bortskaffes på en genbrugsplads, hvor man tager imod elektronikenheder.
	Dette symbol markerer elektriske apparater af beskyttelsesklasse II.
	Ordet "GS" betyder, at sikkerheden er testet. Produkter mærket med dette symbol opfylder kravene i den tyske produksikkerhedslov (ProdSG) (EU-adapter).

	Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnet til brug i hjemmet (i tørre indendørsrum).
	Adapteren er udstyret med en kortslutningsstabil sikkerheds-transformer.
IP20	Adapteren er beskyttet mod faste genstande på op til 12 mm.
	Adapteren understøtter strømforsyning med omskiftning.
	Det internationale efficiensmærke angiver, at strømforsyningen opfylder kravene til Trin VI.
	Dette symbol viser benenes polaritet i adapteren.
	Produktet opfylder lokale og international sikkerhedsstandarder (GB-adapter).
	Overensstemmelseserklæring: Produkter mærket med dette symbol opfylder alle gældende bestemmelser i Storbritannien.

14. Garanti

Dette produkt er omfattet af en toårig garanti i overensstemmelse med europæiske vedægter og lovgivning. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske defekter forårsaget af fejlagtige fremstillingsprocesser. I tilfælde af at du ønsker at gøre krav på erstatning, bedes du kontakte kundeservice for vejledning. De kan evt løse dit problem uden at du behøver at returnere produktet til forretningen eller servicecentret. Vores kundeservice er altid klar til at hjælpe dig!

15. Juridisk information

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Invention Works B.V. forbeholder sig ret til at foretage ændringer af deres produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, troværdigheden eller forarbejdningsevnen. Informationen, der tilvejebringes af Invention Works B.V., anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. Invention Works B.V. påtager sig imidlertid intet ansvar for dets anvendelse. Der gives ingen licens hverken stiltiende eller andet i henhold til et patent eller patentrettigheder tilhørende Invention Works B.V. Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Data kan ændres uden meddelelse. Silkn Beauty Ltd. Har patenter og anmeldte patentansøgninger, varemærker, copyrights eller andre immaterielle rettigheder, der dækker emnet i dette dokument. Dette dokument giver dig ikke nogen form for licens til disse patenter, varemærker, copyrights eller andre immaterielle rettigheder, medmindre det er udtrykkeligt anført i en skriftlig aftale indgået med Silkn Beauty Ltd. Specifikationer kan ændres uden varsel. Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker tilhørende Silkn Beauty Ltd., Invention Works B.V. Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene www.silkn.eu, info@silkn.eu.



2306_017_MULTI



PB111166G

Issue date:07/2023

Silk'n Beauty

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL
Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu | info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House Market Road
Wickford, Essex, SS12 0FD
United Kingdom