



## FACETITE MINI FAC01



- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DE USUARIO
- PT MANUAL DO UTILIZADOR

- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE D'USO
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- DA BRUGERMANUAL



Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. All rights reserved.

## **Legal notice**

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silkn Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silkn Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Table of content

<b>1</b>	<b>Package contents/product parts</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>General information</b>	<b>5</b>
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	5
<b>3</b>	<b>Safety</b>	<b>6</b>
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	7
<b>4</b>	<b>Product description</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Check the product and package contents</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Charging</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Operation</b>	<b>14</b>
7.1	Switching the product on/off and selecting an energy level	14
7.2	Treatments	15
7.3	What to expect	15
7.4	Possible side effects	15
7.5	Get started!	16
<b>8</b>	<b>Cleaning</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Storage</b>	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>18</b>
<b>11</b>	<b>Technical data</b>	<b>20</b>
<b>12</b>	<b>Declaration of conformity</b>	<b>20</b>
<b>13</b>	<b>Disposal</b>	<b>21</b>
13.1	Disposing of packaging	21
13.2	Dispose of old electrical product	21
<b>14</b>	<b>Warranty</b>	<b>21</b>
<b>15</b>	<b>Customer service</b>	<b>22</b>

# I Package contents/product parts

- |   |                   |   |                              |
|---|-------------------|---|------------------------------|
| 1 | FaceTite Mini     | 6 | Energy level indicator light |
| 2 | Electrodes        | 7 | Battery indicator light      |
| 3 | Treatment surface | 8 | Charging port                |
| 4 | LED lights        | 9 | USB cable                    |
| 5 | Control button    |   |                              |

## 2 General information

### 2.1 Reading and storing the user manual



This user manual is a part of the FaceTite Mini (hereinafter called "product"). It contains important information on how to set up and use the product.

This user manual is based on the standards and regulations that are valid within the European Union. Outside the EU, please also note the country-specific directives and laws.

Read the user manual carefully, in particular the safety instructions, before using the product. Failure to follow this user manual may lead to severe injuries or product damage.

Keep this user manual for future reference. If you pass this product on to a third party, you must also supply this user manual.

### 2.2 Explanation of symbols

The following symbols are used in this user manual, on the product or on the packaging.

## WARNING!

This signal symbol/word denotes a hazard with an average risk level that could lead to death or severe injury if it is not avoided.

## CAUTION!

This signal symbol/word denotes a hazard with a low risk level that could lead to mild or moderate injury if it is not avoided.

## NOTICE!

This signal word provides a warning about potential material damage.



This symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol meet all the applicable Community regulations of the European Economic Area.



Do not use the product in the vicinity of bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.

## 3 Safety

### 3.1 Proper use

The product is exclusively intended for anti-ageing treatments of the facial skin.

The product is intended for private use only and is not suitable for commercial use. Use the product only as described in this

operating manual. Any other use is improper and may lead to product damage or even personal injury. This product is not a toy. The manufacturer or retailer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

### 3.2 Safety instructions




#### **WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- Only connect the USB cable if the voltage of the voltage source matches the information shown on the rating plate.
- The product must only be operated with extra low voltage.
- Do not use the product or USB cable if they are damaged or defective. The manufacturer or customer service must replace the damaged or defective parts to avoid risks.
- Only use the product with the supplied USB cable.
- The supplied USB cable can only be connected to the product. Do not use for other purposes.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed

by the user, improper connection or incorrect operation.

- Do not use the product while charging.
- Do not immerse the product or USB cable in water or other liquids.
- Keep the USB cable away from water. It is not waterproof.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the USB cable when you are not charging the product.
- Never touch the USB cable with wet or damp hands.
- Never insert any objects into the housing.
- Never move, pull, or carry the product by the USB cable.
- Keep the product and USB cable away from open flames and hot surfaces.
- Only use the product indoors.




 **WARNING! DANGER TO CHILDREN AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL ABILITIES (E.G. PARTIALLY DISABLED, ELDERLY PEOPLE WITH REDUCED PHYSICAL AND MENTAL ABILITIES) OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE (E.G. OLDER CHILDREN).**

- Children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities (e.g. partially disabled, elderly persons with reduced physical and mental abilities) or lack of experience and knowledge (e.g. older children) are not allowed to operate the product.
- Keep children away from the product and the power cable.
- Children may not play with the product.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children.

 **CAUTION!** **Do not use if you:**

- have a pacemaker or internal defibrillator, or any electrical implant anywhere in the body.
- suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- have a history of skin cancer, or current condition of cancer, or pre-malignant moles.
- have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- have an impaired immune system due to immunosuppressive diseases such as AIDS and HIV, or use immunosuppressive medications.
- have used Isotretinoin (Accutane®) within 6 months prior to treatment.
- have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- suffer from epilepsy.
- are pregnant or nursing.

 **Do not use on areas that have:**

- a permanent implant such as metal plates and screws, silicone implants, or areas with injected fills or toxins.
- any active condition in the treatment area, such as sores, psoriasis, eczema, rashes, open lacerations, abrasions, or lesions.
- traumatized or injured skin.
- had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day); for tanned or sunburnt skin, wait 3 days.
- had any surgery within 3 months prior to treatment.
- tattoos.
- long or thick hair. Use of the product may result in light bruising.

**i** **Consult your physician before continue to use, if you have side effects, such as itchy skin within 48 hours of first use.**

**i** **Consult your physician if you have:**

- couperose or rosacea.
- a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent herpes simplex in the treatment area. If so, you may treat only following a prophylactic regime.
- used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- a history of skin disorders, keloids, abnormal wound healing, as well as very dry and fragile skin.
- any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.

## **NOTICE! RISK OF DAMAGE!**

- Operate the product on an easily accessible, level, dry, heat resistant and sufficiently stable work surface. Never place the product on the edge of the work surface.
- Never place the product on or near hot surfaces (stove tops, etc.) and never expose the product to high temperatures (heaters, etc.) or to bad weather (rain, etc.).
- Keep the product and the power cable away from open flames and hot surfaces.

- Never immerse the product in water to clean it.
- Never wash the product in the dishwasher. This would destroy it.
- Stop using the product if any of its components are cracked or deformed. Only replace damaged components with matching original spare parts.
- Do not attempt to repair or modify the product yourself. Have repairs carried out by trained personnel.
- Only use the product at ambient temperatures between 10 °C and 35 °C.
- This appliance contains batteries that cannot be replaced by users.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.


## 4 Product description

This product has been designed for the reduction of facial signs of ageing. It makes use of RF technology, which has an effect on the delicate regions of the face. It deeply penetrates the skin to reconstruct the collagen, tightens the tissue and reduces fine lines. You can treat the following parts of the face (see **Fig. B**):

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A</b> lines between eyebrows    | <b>D</b> wrinkles around the mouth |
| <b>B</b> crow's feet               | <b>E</b> nasolabial folds          |
| <b>C</b> fine lines under the eyes | <b>F</b> tear trough               |

## 5 Check the product and package contents

### NOTICE! RISK OF DAMAGE!

 If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.

1. Take the product out of the packaging.
2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**)
3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

## 6 Charging

### WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not charge when the product is in use or if it is wet. Make sure it is dry before charging.
- Only charge the product with the supplied USB cable.
- Only charge the product at temperatures between 0 and 40 °C.

- Always unplug the USB cable after charging.



- Charge the battery completely before first use.
- The battery indicator light **7** will blink orange when the battery is low. Recharge the product.
- The product cannot be used during charging.
- When fully charged, the product can be used for 20-30 minutes. The duration of the product use may vary according to different energy levels.

1. Plug the smaller end of the USB cable **9** into the charging port **8** of the product.
2. Plug the larger end of the USB cable into the USB port of a compatible USB power source (e.g. USB power adapter or computer) for charging.  
Charging starts automatically and the battery indicator light will blink green.
3. When the product is fully charged the battery indicator light is constant green. Unplug the USB cable from the charging port and the USB power source.

## 7 Operation

### 7.1 Switching the product on/off and selecting an energy level



- The product has four energy levels. Level 1 is the lowest energy level and level 4 is the highest.
- With the control button **5**, you can turn the product on and off, and you can select an energy level.

1. Press and hold the control button for 2 seconds.  
Level 1 is activated. The energy level indicator light **6** lights up white.  
Press the control button again to move to the next level.  
After level 4, it goes back to level 1.

2. Press and hold the control button again for 2 seconds.  
The product is switched off.

## 7.2 Treatments

- Start with energy level 1, and change to a higher energy level as long as the temperature feels comfortable in the treatment area.
- Use the product for 3 to 5 minutes on each treatment area for maximum effectiveness.
- Use the product 2 to 3 times a week for the first eight weeks.
- After eight weeks, use the product weekly, to maintain the effect.

### For maximum effectiveness:

- Make sure you apply enough Slider Gel (or any other water-based gel) to cover the electrodes on the treatment area before use.
- Do not leave the product on one spot of the skin. Keep moving the product while covering the entire treatment area. This will prevent overheating of the skin and reduces the possibility of any adverse effect.
- Make sure the 3 electrodes **2** are always in full contact with the skin.
- If the energy level feels uncomfortable, reduce it to a level that is comfortable for you.
- Only change the energy level when the product is not in contact with skin.

## 7.3 What to expect

During a treatment session it is normal to experience or feel:

- A sensation of warmth
- Some redness or slight swelling: this should subside within a few hours, or up to one day.
- A buzzing sound of the RF current.

## 7.4 Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However, every cosmetic treatment, including those

designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur:

- Excessive edema (swelling) and erythema (redness) are rare reactions to the treatment that, in most cases, subside within a few days. In case these signs appear, immediately use a damp cool cloth to cool the area for at least 10 minutes and apply an anti-burn cream.
- In rare cases the user may experience dilation of the superficial blood capillaries. This may result in a temporary redness for a few days. Also, some of the capillaries may present red spots that will also reduce with time. If these signs appear, we recommend that you cool the area with chilled water immediately.

**i** Consult your physician if you experience any persistent symptoms including pain, skin redness, swelling or a burning sensation.

**i** If unexpected side effects, such as itching, occur within 48 hours of your first treatment, seek medical advice before continuing treatments.

## 7.5 Get started!

1. Make sure that your skin is clean and dry, and that you have removed all jewelry.
2. Remove the product and the other components from the box.
3. Remove the protective film that covers the electrodes **2**.
4. Start the product: Press the control button **5**. The product starts at energy level I automatically, and I energy level indicator light will turn on.

**i** Check whether the Slider Gel has expired.

5. Apply a thin layer of Slider Gel over the treatment surface of the product.

**i** Slider Gel (or any other water-based gel) facilitates smooth movement of the treatment surface over the skin and enables conductivity. To ensure safe and efficient treatment, always start by applying Slider Gel and apply more gel if needed.



- Using energy level 1, place the product on the area you want to treat. Make sure that it is in good contact with the skin. You will feel a mild sensation of warmth.
- Move the product in gentle massage-like motions on the area you wish to treat. Progress slowly and carefully. Keep moving the product ensuring that the 3 electrodes stay in full contact with the skin as you treat the area.
- With the product constantly in motion, treat **each** area for at least 3-5 minutes.
- Increase the energy level gradually. Using the highest energy level will get the best results, but it's important that you set the energy level that is comfortable for the area you are treating.

**i** You will feel the skin temperature increase as you increase the energy level. It usually takes about 1 minute for the product to reach the required temperature. During the treatment your skin will get a little red. Don't worry; this is normal. Stop immediately if you feel any discomfort.

- Try to move the product slowly at first. If the treatment area is hot and uncomfortable, try to move the product faster.
- Clean the treated area: remove the Slider Gel residue off the treatment surface, and clean the skin with warm water. Dry the skin and apply moisturizing facial products.

## 8 Cleaning

### NOTICE! RISK OF SHORT CIRCUIT!

- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Make sure that no water or other liquid gets inside the housing.

## NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not use any aggressive cleaners, sharp or metal cleaning utensils such as knives, hard scrapers or similar items. These could damage the surfaces.
1. Turn off the product. Gently wipe off the Slider Gel of the treatment surface **3** with clean, damp paper (such as toilet paper or a wipe). Make sure you remove all gel residue to prevent it from solidifying or damaging the product. You can also use cleaning alcohol (up to 65%).
  2. Wipe the product and the treatment surface with a slightly damp cloth.
  3. Dry off the product with a soft, dry cloth.

## 9 Storage

After cleaning, we recommend you keep the product in the original packaging. Make sure that the product is completely dry before storage.

## 10 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Malfunction	Possible cause	Solution
The product cannot be switched on.	The battery is flat.	Charge the product (see section "Charging").
The battery indicator <b>7</b> blinks orange.	The battery is low.	
Product does not get warm although it is switched on.	Insufficient contact between the treatment surface <b>3</b> and the skin or not enough Slider Gel is applied to the treatment surface.	Apply enough Slider Gel to the treatment surface and make sure it is in full contact with the skin.

Malfunction	Possible cause	Solution
One or several lights 6 blink continuously.	A malfunction has occurred.	Switch the product off completely and then switch it on again.

## 11 Technical data

Model:	FAC01
Technology:	RF & LED light energy technology
LED light energy:	630 nm $\pm$ 5 nm
RF:	1 MHz $\pm$ 30%; max. 13 W
Operation and safety:	<p><b>Thermal sensor and heat stabilizer:</b> These measure the skin temperature, stabilize the heat energy and prevent overheating. When the skin temperature reaches 43°C, the stabilizer will automatically stop emitting heat, until the skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.</p> <p><b>Movement sensor:</b> The sensor will only emit RF heat when you are moving the product across your skin.</p>
Product weight:	approx. 51 g
Operating temperature:	10 °C - 35 °C
Storage temperature:	-20 °C - +60 °C
Relative air humidity during operation:	30 - 75%
Relative air humidity during storage:	10 - 75%
Ambient pressure during operation:	500 - 1060 hPa
Ambient pressure during storage:	700 - 1060 hPa
Input voltage:	5 V/1 A $\equiv$
Battery capacity:	500 mAh
Charging connection:	USB type C
Charging time:	approx. 3 hours
Operating time:	20 to 30 minutes with fully charged battery

## 12 Declaration of conformity

**CE** You can request the EU declaration of conformity from the address provided at the end of this manual.

## 13 Disposal

### 13.1 Disposing of packaging



Dispose of packaging according to type. Sort the paperboard and cardboard as waste paper and the film as recyclable material.

### 13.2 Dispose of old electrical product

Applicable in the European Union and other European countries with systems for separate collections of recyclable waste.



**Old electrical products may not be disposed of as household waste!**

If the product cannot be used anymore, each consumer **is obligated by law to dispose of old products**

**separately from household waste**, e.g. at a municipal/city district collection point. It is thereby ensured that old products are professionally recycled and negative effects on the environment are avoided. Therefore, electrical products are marked with the above symbol.



**Batteries and rechargeable batteries must not go in domestic waste!**

As a consumer you are legally obliged to dispose of all batteries, irrespective of whether they contain harmful substances\* or not, at a collection point in your community/district or at a retail outlet, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.

\* marked with: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead, Li = Lithium.

## 14 Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

## 15 Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). If the product is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Service number: 0906-2130009

Email: [customercareuk@silkn.eu](mailto:customercareuk@silkn.eu) / [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## **Rechtlicher Hinweis**

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Lieferumfang/Produkteile</b>	<b>25</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>25</b>
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	25
2.2	Zeichenerklärung	25
<b>3</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>26</b>
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	26
3.2	Sicherheitshinweise	27
<b>4</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>33</b>
<b>5</b>	<b>Produkt und Lieferumfang überprüfen</b>	<b>34</b>
<b>6</b>	<b>Aufladen</b>	<b>34</b>
<b>7</b>	<b>Bedienung</b>	<b>35</b>
7.1	Produkt ein-, ausschalten und Nutzungsstufe wählen	35
7.2	Behandlungen	36
7.3	Was Sie erwarten sollten	37
7.4	Mögliche Nebenwirkungen	37
7.5	Anwendung	38
<b>8</b>	<b>Reinigung</b>	<b>39</b>
<b>9</b>	<b>Lagerung</b>	<b>40</b>
<b>10</b>	<b>Störungsbehebung</b>	<b>40</b>
<b>11</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>42</b>
<b>12</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>43</b>
<b>13</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>43</b>
13.1	Verpackung entsorgen	43
13.2	Altgerät entsorgen	43
<b>14</b>	<b>Garantieinformationen</b>	<b>44</b>
<b>15</b>	<b>Kundenservice</b>	<b>44</b>



# I Lieferumfang/Produkteile

- |   |                   |   |                       |
|---|-------------------|---|-----------------------|
| 1 | FaceTite Mini     | 6 | Energiestufen-Anzeige |
| 2 | Elektroden        | 7 | Akku-Anzeige          |
| 3 | Behandlungsfläche | 8 | Ladeanschluss         |
| 4 | LED Lichter       | 9 | USB Kabel             |
| 5 | Steuerungstaste   |   |                       |

## 2 Allgemeines

### 2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem FaceTite Mini (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### 2.2 Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

## **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

## **VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

## **HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen mit Wasser.

## **3 Sicherheit**

### **3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das Produkt ist ausschließlich für Anti-Aging-Behandlungen im Gesicht bestimmt.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht

bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### 3.2 Sicherheitshinweise



#### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Schließen Sie das Anschlusskabel nur an, wenn die Spannung der Spannungsquelle mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Produkt darf nur mit Schutzkleinspannung versorgt werden.
- Benutzen Sie das Produkt oder das USB-Kabel nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweisen. Der Hersteller oder der Kundendienst muss die beschädigten oder defekten Teile ersetzen, um Risiken zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Das mitgelieferte USB-Kabel darf nur an das Produkt angeschlossen werden. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern lassen Sie die Reparatur von einem Fachmann durchführen. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei Eigenreparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung entfallen Haftung und Gewährleistungsansprüche.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Tauchen Sie das Produkt oder das USB Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das USB-Kabel von Wasser fern. Es ist nicht wasserdicht.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, wenn Sie es reinigen wollen oder im Falle einer Störung. Ziehen Sie immer den Stecker des USB Kabels ab, wenn Sie das Produkt nicht aufladen wollen.
- Berühren Sie das USB-Kabel niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gehäuse.
- Bewegen, ziehen oder tragen Sie das Produkt niemals am USB-Kabel.

- Halten Sie das Produkt und das USB-Kabel von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.



**WARNUNG! GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN (BEISPIELSWEISE TEILWEISE BEHINDERTE, ÄLTERE PERSONEN MIT EINSCHRÄNKUNG IHRER PHYSISCHEN UND MENTALEN FÄHIGKEITEN) ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN (BEISPIELSWEISE ÄLTERE KINDER).**

- Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. Körperbehinderte, ältere Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten) oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis

(z. B. ältere Kinder) dürfen das Produkt nicht bedienen.

- Halten Sie Kinder vom Produkt und von der Anschlussleitung fern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht durchgeführt werden.

## VORSICHT!

### **Nicht verwenden, wenn Sie:**

- einen Herzschrittmacher, einen internen Defibrillator oder ein elektrisches Implantat irgendwo im Körper haben.
- an schlecht kontrollierten endokrinen Störungen, wie Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen, leiden
- Hautkrebs in der Vorgeschichte, eine aktuelle Krebserkrankung oder prämaligne Leberflecken haben.
- in den letzten 3 Monaten eine Strahlen- oder Chemotherapie erhalten haben oder Bereiche mit potenziell bösartigem Hautkrebs haben.
- ein geschwächtes Immunsystem aufgrund von immunsuppressiven Krankheiten wie AIDS und HIV haben oder immunsuppressive Medikamente einnehmen.
- innerhalb von 6 Monaten vor der Behandlung Isotretinoin (Accutane®) verwendet haben.
- eine Krankheit haben, die mit Lichtempfindlichkeit zusammenhängt, wie Porphyrie, polymorphe Lichteruption, solare Urtikaria, Lupus, usw.
- an Epilepsie leiden.
- schwanger sind oder stillen.

**i Nicht an Stellen anwenden, die:**

- ein dauerhaftes Implantat wie Metallplatten und -schrauben, Silikonimplantate haben oder Bereiche mit injizierten Füllungen oder Toxinen.
- aktive Erkrankungen im Behandlungsbereich haben, wie Wunden, Schuppenflechte, Ekzeme, Ausschläge, offene Risse, Abschürfungen oder Läsionen.
- traumatisierte oder verletzte Haut haben.
- kürzlich ungeschützt der Sonne ausgesetzt waren (1 Tag warten); bei gebräunter oder sonnenverbrannter Haut 3 Tage warten.
- operiert wurden sowie 3 Monate vor der Behandlung.
- tätowiert sind.
- langes oder dickes Haar haben. Die Anwendung des Produkts kann zu leichten Blutergüssen führen.

**i Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Benutzung fortsetzen, wenn Sie innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Benutzung Nebenwirkungen wie juckende Haut haben.****i Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie:**

- Couperose oder Rosazea haben.
- eine Vorgeschichte von Krankheiten haben, die durch Hitze stimuliert werden, wie z. B. wiederkehrender Herpes simplex im Behandlungsbereich. Wenn dies der Fall ist, dürfen Sie nur prophylaktisch behandeln.
- innerhalb der letzten 6 Monate ärztlich verordnete Medikamente auf Ihrer Haut angewendet haben.
- eine Vorgeschichte mit Hauterkrankungen, Keloiden, Wundheilungsstörungen sowie sehr trockener und empfindlicher Haut haben.
- eine andere Erkrankung haben, die nach Ansicht Ihres Arztes oder Dermatologen eine Behandlung für Sie unsicher machen würde.

## DE HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Benutzen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche. Legen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Legen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.), und setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Halten Sie das Produkt und Versorgungskabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Bauteile des Produktes Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.



- Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturen oder Veränderungen am Produkt vor. Lassen Sie Reparaturen nur von geschultem Personal vornehmen.
- Benutzen Sie das Produkt nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 35 °C.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht vom Benutzer ausgetauscht werden dürfen.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.

## 4 Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist für die Reduzierung von Alterserscheinungen im Gesicht konzipiert worden. Es nutzt die RF-Technologie, welche sich auf die feinen Partien des Gesichts auswirkt. Sie dringt tief in die Dermis ein, um die Kollagene wiederherzustellen, das Gewebe zu straffen und Augenfalten oder feine Linien zu reduzieren.


Folgende Hautpartien Ihres Gesichts können Sie behandeln (siehe

**Abb. B**):

- |          |                                 |          |                  |
|----------|---------------------------------|----------|------------------|
| <b>A</b> | Linien zwischen den Augenbrauen | <b>D</b> | Mundfältchen     |
| <b>B</b> | Augenfältchen                   | <b>E</b> | Nasolabialfalten |
| <b>C</b> | Feine Linien unter den Augen    | <b>F</b> | Tränenfurchen    |

## 5 Produkt und Lieferumfang überprüfen

### HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

 Wenn Sie beim Öffnen der Verpackung mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen nicht vorsichtig sind, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Seien Sie beim Öffnen des Produkts sehr vorsichtig.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile enthalten sind (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder einzelne Teile beschädigt sind. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

## 6 Aufladen

### WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Laden Sie das Produkt nicht auf, wenn es in Gebrauch oder nass ist. Stellen Sie sicher, dass es vor dem Aufladen trocken ist.
- Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB Kabel auf.
- Laden Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C.

- Stecken Sie das USB-Anschlusskabel nach dem Laden immer ab.



- Laden Sie den Akku vor der Erstinbetriebnahme vollständig auf.
  - Die Akku-Anzeige **7** blinkt orange, wenn die Batterie schwach ist. Laden Sie das Produkt wieder auf.
  - Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
  - Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, kann es 20-30 Minuten lang verwendet werden. Die Dauer der Nutzung des Produkts kann je nach Energiestufe variieren.
1. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels **9** in den Ladeanschluss **8** des Produkts.
  2. Stecken Sie das größere Ende des USB-Kabels zum Aufladen in den USB-Anschluss einer kompatiblen USB-Stromquelle (z. B. USB-Netzteil oder Computer).  
Der Ladevorgang beginnt automatisch und die Akkuanzeige blinkt grün.
  3. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkuanzeige konstant grün. Ziehen Sie das USB-Kabel aus dem Ladeanschluss und der USB-Stromquelle.

## 7 Bedienung

### 7.1 Produkt ein-, ausschalten und Nutzungsstufe wählen



- Das Produkt verfügt über 4 Nutzungsstufen. Stufe 1 weist die geringste, Stufe 4 die höchste Leistung auf.
- Mit der Steuerungstaste **5** können Sie das Produkt ein- und ausschalten oder die Nutzungsstufe ändern.

1. Drücken und halten Sie die Steuerungstaste für 2 Sekunden. Stufe 1 ist aktiviert. Die Energiestufen-Anzeige **6** leuchtet weiß auf.  
Drücken Sie die Steuerungstaste erneut um zur nächsten Nutzungsstufe umzuschalten.  
Nach Stufe 4 beginnt die Stufen-Anzeige wieder bei Stufe 1.
2. Drücken und halten Sie die Steuerungstaste wieder für 2 Sekunden.  
Das Produkt ist ausgeschaltet.

## 7.2 Behandlungen

- Beginnen Sie mit der Leistungsstufe 1 und wechseln Sie zu einer anderen Leistungsstufe, solange die Temperatur im Behandlungsbereich angenehm ist.
- Verwenden Sie das Produkt für 3 bis 5 Minuten auf jedem Behandlungsbereich für maximale Wirksamkeit.
- Verwenden Sie das Produkt in den ersten acht Wochen 2 bis 3 Mal pro Woche.
- Nach acht Wochen sollten Sie das Produkt wöchentlich anwenden, um die Wirkung aufrechtzuerhalten.

### Für maximale Wirksamkeit:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie vor der Anwendung ausreichend Slider Gel (oder ein anderes Gel auf Wasserbasis) auftragen, um die Elektroden auf dem Behandlungsbereich zu bedecken.
- Lassen Sie das Produkt nicht auf einer Stelle stehen. Bewegen Sie das Produkt ständig, während Sie den gesamten Behandlungsbereich abdecken. Dadurch wird eine Überhitzung der Haut vermieden und die Möglichkeit einer unerwünschten Wirkung verringert.
- Achten Sie darauf, dass die 3 Elektroden **2** immer vollständigen Hautkontakt haben.
- Wenn Sie die Energiestufe als unangenehm empfinden, reduzieren Sie sie auf eine für Sie angenehme Stufe.
- Ändern Sie die Energiestufe nur, wenn das Produkt nicht in Kontakt mit der Haut ist.

### 7.3 Was Sie erwarten sollten

Während einer Behandlung können Sie folgende Dinge wahrnehmen:

- Ein Gefühl von Wärme
- Eine Rötung oder leichte Schwellung: Dies sollte innerhalb von ein paar Stunden oder bis zu einem Tag abklingen.
- Ein surrendes Geräusch des RF-Stroms.

### 7.4 Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie die Anweisungen genau befolgen und alle Warnhinweise beachten, sind Komplikationen und Nebenwirkungen selten. Jede kosmetische Behandlung, auch die für die Heimanwendung, birgt jedoch ein gewisses Risiko. Daher ist es wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, verstehen und akzeptieren.

- Übermäßige Ödeme (Schwellungen) und Erytheme (Rötungen) sind seltene Reaktionen auf die Behandlung, die in den meisten Fällen innerhalb weniger Tage abklingen. Sollten diese Anzeichen auftreten, verwenden Sie sofort ein feuchtes, kühles Tuch, um den Bereich für mindestens 10 Minuten zu kühlen, und tragen Sie eine Creme gegen Verbrennungen auf.
- In seltenen Fällen kann es beim Anwender zu einer Erweiterung der oberflächlichen Blutkapillaren kommen. Dies kann zu einer vorübergehenden Rötung führen, welche ein paar Tage anhält. Außerdem können an einigen Kapillaren rote Flecken auftreten, die ebenfalls mit der Zeit zurückgehen. Wenn diese Anzeichen auftreten, empfehlen wir Ihnen, die Stelle sofort mit kaltem Wasser zu kühlen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie anhaltende Symptome wie Schmerzen, Hautrötungen, Schwellungen oder ein brennendes Gefühl verspüren.

**i** Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie anhaltende Symptome wie Schmerzen, Hautrötungen, Schwellungen oder ein brennendes Gefühl verspüren.

**i** Wenn innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Behandlung unerwartete Nebenwirkungen, wie z. B. Juckreiz, auftreten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie die Behandlung fortsetzen.

## 7.5 Anwendung

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Haut sauber und trocken ist und dass Sie allen Schmuck abgelegt haben.
2. Nehmen Sie das Produkt und die anderen Komponenten aus der Verpackung.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie, die die Elektroden **2** bedeckt.
4. Starten Sie das Produkt: Drücken Sie die Steuerungstaste **5**. Das Produkt startet automatisch auf Energiestufe 1, und die Kontrollleuchte für Energiestufe 1 leuchtet auf.



Prüfen Sie, ob das Slider Gel abgelaufen ist.

5. Tragen Sie eine dünne Schicht des Slider Gels auf die Behandlungsfläche des Produkts auf.



Das Slider Gel (oder ein anderes Gel auf Wasserbasis) erleichtert das gleichmäßige Gleiten der Behandlungsoberfläche über die Haut und ermöglicht die Leitfähigkeit. Um eine sichere und effiziente Behandlung zu gewährleisten, sollten Sie immer mit dem Auftragen des Slider Gels beginnen und bei Bedarf mehr Gel auftragen.

6. Legen Sie das Produkt mit der Energiestufe 1 auf die zu behandelnde Stelle. Achten Sie darauf, dass das Produkt gut auf der Haut aufliegt. Sie werden ein leichtes Wärmegefühl verspüren.
7. Bewegen Sie das Produkt in sanften, massageähnlichen Bewegungen über die zu behandelnde Stelle. Gehen Sie langsam und vorsichtig vor. Bewegen Sie das Gerät weiter und achten Sie darauf, dass die 3 Elektroden während der Behandlung des Bereichs in vollem Kontakt mit der Haut bleiben.
8. Behandeln Sie **jeden** Bereich mindestens 3 bis 5 Minuten lang, wobei das Produkt ständig in Bewegung bleibt.
9. Erhöhen Sie die Energiestufe schrittweise. Mit der höchsten Energiestufe erzielen Sie die besten Ergebnisse, aber es ist wichtig, dass Sie die Energiestufe einstellen, die für den zu behandelnden Bereich angenehm ist.



Sie werden spüren, wie sich die Hauttemperatur erhöht, wenn Sie die Energiestufe erhöhen. In der Regel dauert es etwa 1 Minute, bis das Produkt die gewünschte Temperatur

erreicht hat. Während der Behandlung wird Ihre Haut ein wenig rot werden. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist normal.

Hören Sie sofort auf, das Produkt zu benutzen, wenn Sie sich unwohl fühlen.

10. Versuchen Sie, das Produkt anfangs langsam zu bewegen. Wenn der Behandlungsbereich heiß und unangenehm ist, versuchen Sie, das Produkt schneller zu bewegen.
11. Reinigen Sie den behandelten Bereich: Entfernen Sie die Rückstände des Slider Gels von der Behandlungsfläche **3**, und reinigen Sie die Haut mit warmem Wasser. Trocknen Sie die Haut ab und tragen Sie feuchtigkeitsspendende Produkte für das Gesicht auf.

## 8 Reinigung

### HINWEIS! KURZSCHLUSSGEFAHR!

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

### HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Schalten Sie das Produkt aus. Wischen Sie Reste des Slider Gels mit einem sauberem, feuchtem Papier (z. B. Toilettenpapier oder einem Tuch) vorsichtig von der Behandlungsfläche **3** ab. Achten Sie darauf, dass Sie alle Gel-Rückstände entfernen werden, um zu verhindern, dass sie sich verfestigen oder das Produkt beschädigen. Sie können zudem Reinigungsalkohol bis zu 65 % verwenden.
2. Wischen Sie das Produkt und die Behandlungsfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
3. Trocknen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

## 9 Lagerung

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nach der Reinigung in der Originalverpackung aufzubewahren. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Lagerung vollständig trocken ist.

## 10 Störungsbehebung

Einige Probleme können durch kleinere Fehler verursacht werden, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem dennoch nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Produkt auf (siehe Kapitel "Akku aufladen").
Die Akku-Anzeige <b>7</b> blinkt orange.	Der Akku ist fast leer.	
Es ist keine Wärme zu spüren, obwohl das Produkt eingeschaltet ist.	Der Hautkontakt mit der Behandlungsfläche <b>3</b> ist nicht ausreichend oder es wurde nicht ausreichend Slider Gel auf die Behandlungsfläche aufgetragen.	Tragen Sie genügen Slider Gel auf die Behandlungsfläche auf und stellen Sie sicher, dass die Behandlungsfläche vollständig auf der Gesichtshaut aufliegt.



Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Eine oder mehrere Lichter der Stufen-Anzeige <b>6</b> blinken kontinuierlich.	Eine Fehlfunktion ist aufgetreten.	Schalten Sie das Produkt vollständig aus und anschließend wieder ein.

## II Technische Daten

Modell:	FAC01
Technologie:	RF- & LED Licht-Energie-Technologie
LED Licht-Energie:	630 nm $\pm$ 5 nm
RF:	1 MHz $\pm$ 30 %; max. 13 W

Betrieb und Sicherheit:

### **Wärmesensor und Wärmestabilisator:**

Diese messen die Hauttemperatur, stabilisieren die Wärmeenergie und verhindern eine Überhitzung. Wenn die Hauttemperatur 43 °C erreicht, unterbricht der Stabilisator automatisch die Wärmeabgabe, bis die Hauttemperatur so weit gesunken ist, dass der Stabilisator die Heizung wieder aufnehmen kann.

### **Bewegungssensor:**

Der Sensor gibt nur dann RF-Wärme ab, wenn Sie das Produkt über Ihre Haut bewegen.

Gewicht des Produkts:	ca. 51 g
Betriebstemperatur:	10 °C - 35 °C
Lagerungstemperatur:	-20 °C - +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	30 - 75 %
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	10 - 75 %
Umgebungsdruck bei Betrieb:	500 - 1060 hPa
Umgebungsdruck bei Lagerung:	700 - 1060 hPa
Eingangsspannung:	5 V/1 A===
Akkukapazität:	500 mAh
Ladeanschluss:	USB Typ-C
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Betriebsdauer:	20-30 Minuten bei vollständig geladenem Akku

## 12 Konformitätserklärung

**CE** Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

## 13 Entsorgung

### 13.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### 13.2 Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen. WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE 17485055



#### **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich**

#### **verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll,**

z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



#### **Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

\* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium

## 14 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

## 15 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) als PDF herunterladen.

Service Nummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: [kundenservicede@silkn.eu](mailto:kundenservicede@silkn.eu) / [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Tous droits réservés.

## Mentions légales

FR

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Contenu de la livraison / éléments du produit</b>	<b>47</b>
<b>2</b>	<b>Généralités</b>	<b>47</b>
2.1	Lire et conserver la notice d'utilisation	47
2.2	Explication des symboles	47
<b>3</b>	<b>Sécurité</b>	<b>48</b>
3.1	Utilisation conforme à l'utilisation prévue	48
3.2	Consignes de sécurité	49
<b>4</b>	<b>Description du produit</b>	<b>55</b>
<b>5</b>	<b>Contrôler le produit et le contenu de la livraison</b>	<b>55</b>
<b>6</b>	<b>Recharger la batterie</b>	<b>56</b>
<b>7</b>	<b>Utilisation</b>	<b>57</b>
7.1	Allumer le produit, l'éteindre et sélectionner le niveau d'utilisation	57
7.2	Traitements	58
7.3	Ce à quoi vous devez vous attendre	58
7.4	Effets secondaires possibles	58
7.5	Utilisation	59
<b>8</b>	<b>Nettoyage</b>	<b>61</b>
<b>9</b>	<b>Rangement</b>	<b>61</b>
<b>10</b>	<b>Dépannage</b>	<b>62</b>
<b>11</b>	<b>Données techniques</b>	<b>63</b>
<b>12</b>	<b>Déclaration de conformité</b>	<b>64</b>
<b>13</b>	<b>Élimination</b>	<b>64</b>
13.1	Mise au rebut de l'emballage	64
13.2	Mise au rebut de l'appareil usagé	64
<b>14</b>	<b>Garantie</b>	<b>64</b>
<b>15</b>	<b>Service à la clientèle</b>	<b>65</b>

# I Contenu de la livraison / éléments du produit

- |   |                    |   |                            |
|---|--------------------|---|----------------------------|
| 1 | FaceTite Mini      | 6 | Voyant de niveau d'énergie |
| 2 | Électrodes         | 7 | Voyant de batterie         |
| 3 | Zone de traitement | 8 | Prise de charge            |
| 4 | Lumières LED       | 9 | Câble USB                  |
| 5 | Touche de contrôle |   |                            |

## 2 Généralités

### 2.1 Lire et conserver la notice d'utilisation



Cette notice d'utilisation s'applique à ce FaceTite Mini (également dénommé « produit » ci-après). Elle comporte des informations importantes relatives à sa mise en service et à son utilisation.

La notice d'utilisation se base sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. Tenez également compte à l'étranger des directives et législations spécifiques au pays.

Lisez attentivement la notice d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut entraîner des blessures graves ou une détérioration du produit.

Conservez la notice d'utilisation afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Si vous transmettez le produit à un tiers, remettez-lui impérativement cette notice d'utilisation.

### 2.2 Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur le produit ou sur l'emballage.

## AVERTISSEMENT !

FR

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

## ATTENTION !

Ce symbole/mot signalétique désigne un risque de gravité faible qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure légère ou modérée.

## AVIS !

Ce mot signalétique avertit contre les possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles au montage ou au fonctionnement.



Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits désignés par ce symbole sont conformes à toutes les règles communautaires applicables dans l'Espace économique européen.



N'utilisez pas le produit à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

## 3 Sécurité

### 3.1 Utilisation conforme à l'utilisation prévue

Le produit est exclusivement destiné aux traitements anti-âge du visage.



Il est exclusivement destiné à une utilisation privée et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. N'utilisez le produit que comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'utilisation prévue et peut provoquer des dommages matériels, voire corporels. Le produit n'est pas un jouet pour enfants.


Le fabricant ou distributeur décline toute responsabilité pour les dommages survenus suite à une utilisation non conforme ou incorrecte.

### 3.2 Consignes de sécurité

#### AVERTISSEMENT ! RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE !

- Branchez seulement le câble de raccordement si la tension de la source d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Le produit doit uniquement être alimenté par une très basse tension de protection.
- N'utilisez pas le produit ou le câble USB s'ils présentent des dommages visibles. Le fabricant ou le service client doit remplacer les pièces endommagées ou défectueuses afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez ce produit qu'avec le câble USB fourni.
- Le câble USB fourni doit être raccordé uniquement au produit. Ne l'utilisez à aucune autre fin.

- N'ouvrez pas le boîtier vous-même, confiez la réparation à un spécialiste. Pour ce faire, contactez le service client. La responsabilité et les droits de garantie deviennent caducs en cas de réparations effectuées par l'utilisateur, de raccordement non conforme ou de mauvaise utilisation.
- N'utilisez pas le produit pendant la charge.
- Ne plongez pas le produit ou le câble USB dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- Maintenez le câble USB à l'écart de l'eau. Il n'est pas étanche.
- Éteignez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous voulez le nettoyer ou en cas de panne. Débranchez toujours le câble USB lorsque vous ne souhaitez pas charger le produit.
- Ne manipulez jamais le câble USB si vos mains sont mouillées ou humides.
- N'insérez jamais d'objet dans le boîtier.
- Ne déplacez, ne tirez ou ne portez jamais le produit en le tenant par le câble USB.
- Tenez le produit et le câble USB à l'écart des flammes vives et des surfaces chaudes.
- Utilisez le produit uniquement à l'intérieur.

 **AVERTISSEMENT ! DANGERS POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES (PAR EX. LES PERSONNES AVEC UN HANDICAP PARTIEL, LES PERSONNES ÂGÉES AUX CAPACITÉS PHYSIQUES ET MENTALES RÉDUITES) OU DISPOSANT DE PEU D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES (PAR EX. LES ENFANTS D'UN CERTAIN ÂGE).**

- Les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites (par exemple, les handicapés physiques, les personnes âgées dont les capacités physiques et mentales sont réduites) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (par exemple, les enfants plus âgés) ne doivent pas utiliser le produit.
- Tenez les enfants à l'écart du produit et du câble d'alimentation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ou se charger de son entretien.

FR

## ATTENTION !

### **N'utilisez pas le produit si vous :**

- avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur interne ou un implant électrique quelque part dans votre corps.
- souffrez de troubles endocriniens difficiles à contrôler, comme le diabète et les maladies de la thyroïde.
- avez des antécédents de cancer de la peau, un cancer ou des grains de beauté précancéreux.
- avez subi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois ou si des zones de votre peau présentent un cancer potentiellement malin.
- avez un système immunitaire affaibli en raison de maladies immunosuppressives telles que le SIDA et le VIH, ou si vous prenez des médicaments immunosuppresseurs.
- avez utilisé de l'isotrétinoïne (Accutane®) dans les 6 mois précédant le traitement.
- avez une maladie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption lumineuse polymorphe, l'urticaire solaire, le lupus, etc.
- souffrez d'épilepsie.
- êtes enceinte ou allaitez.

### **N'utilisez pas le produit dans les zones :**

- qui sont dotées d'implants permanents, comme des plaques et des vis métalliques, ou d'implants en silicone, ou dans les zones avec des cavités injectées ou des toxines.
- qui présentent des maladies actives dans la zone de traitement, comme les plaies, le psoriasis, l'eczéma, les

éruptions cutanées, les fissures ouvertes, les écorchures ou les lésions.

- dont la peau a été traumatisée ou blessée.
- qui ont été récemment exposées au soleil sans protection (attendre 1 jour); si la peau est bronzée ou brûlée par le soleil, attendre 3 jours.
- qui ont été opérées jusqu'à 3 mois avant le traitement.
- qui sont tatouées.
- qui sont recouvertes de poils longs ou épais. L'application du produit peut provoquer de légères ecchymoses.

**i** **Si vous avez des effets secondaires tels que des démangeaisons de la peau dans les 48 heures suivant la première utilisation, consultez votre médecin avant de continuer à utiliser le produit.**

**i** **Consultez votre médecin si vous :**

- souffrez de couperose ou de rosacée.
- avez des antécédents de maladies stimulées par la chaleur, comme un herpès simplex récurrent, dans la zone de traitement. Si c'est le cas, vous devez effectuer uniquement un traitement prophylactique.
- avez appliqué sur votre peau des médicaments prescrits par un médecin au cours des 6 derniers mois.
- avez des antécédents de maladies de la peau, de chéloïdes, de troubles de la cicatrisation et de peau très sèche et sensible.
- avez une autre maladie qui, selon votre médecin ou votre dermatologue, rendrait un tel traitement dangereux pour vous.

## AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Utilisez le produit sur un plan de travail facilement accessible, plat, sec, résistant à la chaleur et suffisamment stable. Ne placez

pas le produit sur le bord du plan de travail.

- Ne posez jamais le produit sur des surfaces chaudes ou à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
- Tenez le produit et le cordon d'alimentation à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau pour le nettoyer.
- Ne mettez jamais le produit dans le lave-vaisselle. Cela le détruirait.
- N'utilisez plus le produit si des composants présentent des fissures ou des fêlures ou se sont déformés. Remplacez uniquement les composants endommagés par des pièces de rechange d'origine adaptées.
- N'effectuez pas vous-même de réparations ou de modifications sur le produit. Ne confiez les réparations qu'à du personnel qualifié.
- Veuillez n'utiliser ce produit que si la température ambiante est comprise entre 10 °C et 35 °C.
- Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.

- Cet appareil contient une batterie qui n'est pas remplaçable. Lorsque la batterie est usée, il faut jeter l'appareil de manière appropriée.

#### 4 Description du produit

Ce produit a été conçu pour réduire les signes de vieillissement du visage. Il utilise la technologie RF, qui agit sur les parties fines du visage. Elle pénètre en profondeur dans le derme pour restaurer le collagène, raffermir les tissus et réduire les rides autour des yeux ou les ridules.

Vous pouvez traiter les parties suivantes de la peau de votre visage (voir **fig. B**):

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>A</b> Rides entre les sourcils | <b>D</b> Rides autour de la bouche |
| <b>B</b> Rides autour des yeux    | <b>E</b> Sillons nasogéniens       |
| <b>C</b> Ridules sous les yeux    | <b>F</b> Sillon lacrymal           |

#### 5 Contrôler le produit et le contenu de la livraison

**AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !**

**i** Vous risquez d'endommager rapidement le produit si vous ne faites pas attention en ouvrant l'emballage avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu. Soyez très prudent lorsque vous ouvrez l'emballage du produit.


1. Sortez le produit de l'emballage.
2. Assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce (voir **fig. A**).
3. Vérifiez que le produit ou certaines pièces ne sont pas endommagés. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Contactez notre service client.

## 6 Recharger la batterie

### AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ne chargez pas le produit lorsqu'il est mouillé ou en cours d'utilisation. Assurez-vous qu'il soit sec avant de le charger.
- Ne chargez le produit qu'avec le câble USB fourni.
- Ne chargez le produit qu'à des températures comprises entre 0 et 40 °C.
- Débranchez toujours le câble de raccordement USB après la charge.



- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
- Le voyant de la batterie  clignote en orange lorsque la batterie est faible. Rechargez le produit.
- Le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- Une fois complètement chargé, le produit peut être utilisé pendant 20 à 30 minutes. La durée d'utilisation du produit peut varier en fonction du niveau d'énergie sélectionné.



1. Branchez la petite extrémité du câble USB **9** dans la prise de charge **8** du produit.
2. Pour la charge, branchez la grande extrémité du câble USB dans le port USB d'une source d'alimentation USB compatible (par exemple, un bloc secteur USB ou un ordinateur).  
La charge commence automatiquement et le voyant de la batterie clignote en vert.
3. Lorsque le produit est entièrement chargé, le voyant de la batterie reste allumé en vert. Débranchez le câble USB de la prise de charge et de la source d'alimentation USB.

## 7 Utilisation

### 7.1 Allumer le produit, l'éteindre et sélectionner le niveau d'utilisation



- Le produit dispose de 4 niveaux d'utilisation. Le niveau 1 est le plus faible, le niveau 4 le plus puissant.
  - La touche de contrôle **5** permet d'allumer ou d'éteindre le produit, ou de modifier le niveau d'utilisation.
1. Appuyez sur la touche de contrôle et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.  
Le niveau 1 est activé. Le voyant de niveau d'énergie **6** devient blanc.  
Appuyez à nouveau sur la touche de contrôle pour passer au niveau d'utilisation suivant.  
Lorsque le niveau 4 est atteint, le voyant de niveau revient au niveau 1.
  2. Appuyez à nouveau sur la touche de contrôle et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.  
Le produit est éteint.

## 7.2 Traitements

- Commencez par le niveau de puissance 1 et passez à un niveau de puissance supérieur si la température de la zone de traitement reste agréable.
- Pour une efficacité maximale, utilisez le produit pendant 3 à 5 minutes sur chaque zone de traitement.
- Utilisez le produit 2 à 3 fois par semaine pendant les huit premières semaines.
- Après huit semaines, il est conseillé d'appliquer le produit une fois par semaine pour maintenir son efficacité.

### Pour une efficacité maximale:

- Assurez-vous d'appliquer suffisamment de Slider Gel (ou un autre gel à base d'eau) pour recouvrir les électrodes sur la zone de traitement avant l'utilisation.
- Ne maintenez pas le produit au même endroit. Déplacez constamment le produit en parcourant toute la zone de traitement. Vous éviterez ainsi toute surchauffe de la peau et réduirez le risque d'effets indésirables.
- Veillez à ce que les 3 électrodes **2** soient toujours totalement en contact avec la peau.
- Si le niveau d'énergie ne vous convient pas, réduisez-le pour atteindre un niveau plus confortable pour vous.
- Modifiez le niveau d'énergie uniquement lorsque le produit n'est pas en contact avec votre peau.

## 7.3 Ce à quoi vous devez vous attendre

Pendant un traitement, vous pouvez observer les réactions suivantes :

- Une sensation de chaleur.
- Une rougeur ou un léger gonflement qui devraient disparaître au bout de quelques heures ou d'un jour au maximum.
- Un bruit ronronnant provenant du courant RF.

## 7.4 Effets secondaires possibles

En suivant les instructions à la lettre et en respectant tous les avertissements, il est rare que des complications ou des effets secondaires surviennent. Toutefois, tous les traitements cosmétiques, même ceux destinés à une utilisation domestique,

comportent un certain risque. Il est donc important de bien comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent survenir.

- L'apparition d'œdèmes (gonflements) et d'érythèmes (rougeurs) excessifs est une réaction rare au traitement, qui disparaît dans la plupart des cas en quelques jours. Si ces signes apparaissent, utilisez immédiatement un linge humide et frais pour refroidir la zone pendant au moins 10 minutes et appliquez une crème contre les brûlures.
- Dans de rares cas, l'utilisateur peut être confronté à une dilatation des capillaires sanguins superficiels. Cette réaction peut entraîner des rougeurs temporaires qui persistent quelques jours. En outre, des taches rouges peuvent apparaître sur certains capillaires, mais elles disparaissent également avec le temps. Si ces signes apparaissent, nous vous recommandons de refroidir immédiatement la zone avec de l'eau froide. Consultez votre médecin si vous ressentez des symptômes persistants tels que des douleurs, des rougeurs, des gonflements ou une sensation de brûlure.

**i** Contactez votre médecin si vous ressentez des symptômes persistants tels que des douleurs, des rougeurs, des gonflements ou une sensation de brûlure.

**i** Si des effets secondaires inattendus, tels que des démangeaisons, apparaissent dans les 48 heures suivant le premier traitement, vous devez consulter un médecin avant de poursuivre le traitement.

## 7.5 Utilisation

1. Assurez-vous que votre peau est propre et sèche et que vous avez retiré tous vos bijoux.
2. Sortez le produit et les autres composants de l'emballage.
3. Retirez le film de protection qui recouvre les électrodes **2**.
4. Démarrez le produit: appuyez sur la touche de contrôle **5**. Le produit démarre automatiquement au niveau d'énergie I et le témoin lumineux du niveau d'énergie I s'allume.

**i** Vérifiez que le Slider Gel n'est pas périmé.

5. Appliquez une fine couche de Slider Gel sur la surface de traitement du produit.

FR

**i** Le Slider Gel (ou un autre gel à base d'eau) facilite le glissement régulier de la surface de traitement sur la peau et permet la conductivité. Pour garantir un traitement sûr et efficace, commencez toujours par appliquer le Slider Gel et rajoutez-en si nécessaire.

6. Placez le produit au niveau d'énergie 1 sur la zone à traiter. Veillez à ce que le produit soit bien en contact avec la peau. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur.

7. Déplacez le produit sur la zone à traiter en effectuant des mouvements doux, semblables à un massage. Procédez lentement et prudemment. Continuez à déplacer l'appareil en veillant à ce que les 3 électrodes restent totalement en contact avec la peau pendant le traitement de la zone.

8. Traitez **chaque** zone pendant au moins 3 à 5 minutes, en maintenant constamment le produit en mouvement.

9. Augmentez progressivement le niveau d'énergie. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant le niveau d'énergie le plus élevé, mais il est important de sélectionner le niveau d'énergie qui ne provoque aucune gêne sur la zone à traiter.

**i** Vous sentirez la température de votre peau augmenter au fur et à mesure que vous augmenterez le niveau d'énergie. En règle générale, il faut environ 1 minute pour que le produit atteigne la température souhaitée. Pendant le traitement, votre peau deviendra légèrement rouge. Ne vous inquiétez pas, cette réaction est normale.

Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous ne vous sentez pas bien.

10. Au début, déplacez le produit lentement. Si la zone de traitement est chaude et la sensation désagréable, déplacez le produit plus rapidement.

11. Nettoyez la zone traitée: retirez les résidus de Slider Gel de la zone de traitement **3** et nettoyez la peau à l'eau chaude. Séchez la peau et appliquez-y des produits hydratants pour le visage.

## 8 Nettoyage

### AVIS ! RISQUE DE COURT-CIRCUIT !

- Ne plongez pas le produit dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier.

### AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif, brosse à poils métalliques ou en nylon ou d'objets de nettoyage pointus ou métalliques comme des couteaux, spatules rigides ou autres. Cela pourrait endommager les surfaces.
1. Éteignez le produit. Essayez délicatement les restes de Slider Gel de la surface de traitement avec une serviette propre et humide (par exemple du papier toilette ou un chiffon) **3**. Veillez à retirer tous les résidus de lubrifiant pour éviter qu'ils ne se solidifient ou n'endommagent le produit.  
Vous pouvez également utiliser de l'alcool de nettoyage à 65 % maximum.
  2. Nettoyez le produit et la surface de traitement avec un chiffon légèrement humidifié.
  3. Séchez le produit avec un chiffon doux et sec.

## 9 Rangement

Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine après le nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le ranger.

## 10 Dépannage

FR

Certains problèmes peuvent être causés par des anomalies mineures que vous pouvez corriger vous-même. Suivez pour cela les instructions dans le tableau suivant. Si toutefois vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service client. Ne réparez pas vous-même le produit.

Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
Le produit ne se met pas en marche.	La batterie est déchargée.	Chargez le produit (voir chapitre «Chargement de la batterie»).
Le voyant de la batterie <b>7</b> clignote en orange.	La batterie est presque vide.	
Le produit est allumé, mais vous ne ressentez pas de chaleur.	La peau n'est pas suffisamment en contact avec la zone de traitement <b>3</b> ou une quantité insuffisante de Slider Gel a été appliquée sur la zone de traitement.	Appliquez une quantité suffisante de Slider Gel sur la zone de traitement et veillez à ce que la zone de traitement repose entièrement sur la peau du visage.
Un ou plusieurs voyants de l'indicateur de niveau <b>6</b> clignotent en continu.	Un dysfonctionnement s'est produit.	Éteignez complètement le produit, puis rallumez-le.

## II Données techniques

Modèle :	FAC01
Technologie :	Technologie d'énergie lumineuse RF & LED
Énergie lumineuse LED :	630 nm±5 nm
RF :	1 MHz±30 %; max. 13 W
Fonctionnement et sécurité :	<p><b>Capteur de chaleur et stabilisateur de chaleur :</b></p> <p>Ils mesurent la température de la peau, stabilisent l'énergie thermique et empêchent la surchauffe. Lorsque la température de la peau atteint 43 °C, le stabilisateur interrompt automatiquement la diffusion de chaleur. Une fois que la température de la peau a suffisamment baissé, le stabilisateur recommence à chauffer.</p> <p><b>Capteur de mouvement :</b></p> <p>Le capteur émet de la chaleur RF uniquement lorsque vous déplacez le produit sur votre peau.</p>
Poids du produit :	env. 51 g
Température de fonctionnement :	10 °C – 35 °C
Température de stockage :	-20 °C – +60 °C
Humidité relative de l'air pendant le fonctionnement :	30 – 75 %
Humidité relative de l'air pendant le stockage :	10 – 75 %
Pression ambiante pendant le fonctionnement :	500 – 1060 hPa
Pression ambiante pendant le stockage :	700 – 1060 hPa
Tension d'entrée :	5 V/I A===
Capacité de la batterie :	500 mAh
Prise de charge :	USB Type-C
Temps de charge :	env. 3 heures
Durée de fonctionnement :	20 à 30 minutes avec une batterie complètement chargée

## 12 Déclaration de conformité

FR

**C** **E** La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse indiquée à la fin de cette notice.

## 13 Élimination

### 13.1 Mise au rebut de l'emballage



Mettez l'emballage au rebut par type. Mettez papier et carton avec le papier recyclable, les films dans la collecte de matériaux recyclables.

### 13.2 Mise au rebut de l'appareil usagé

Applicable dans l'Union européenne et dans les autres états européens utilisant des systèmes de tri des matériaux recyclables.



**Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers !**

Si le produit ne peut plus être utilisé, le consommateur est **dans l'obligation légale de remettre les**

**appareils usagés, séparément des déchets ménagers**, par ex. auprès d'un point de collecte de sa commune/son quartier. Ceci permet de recycler les appareils usagés de manière conforme et d'éviter les effets néfastes sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques portent le symbole ci-dessus.



**Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères !**

En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale d'apporter toutes les piles et toutes les accus, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques\*, dans un point de collecte de votre commune/quartier ou dans le commerce, afin qu'elles soient recyclées dans le respect de l'environnement.

\* Marquage avec: Cd = Cadmium, Hg = mercure, Pb = Plomb, Li = Lithium

## 14 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie,



veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

## 15 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

### France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : [serviceconsommateurfr@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu)

### Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : [serviceconsommateurbe@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu)

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Alle rechten voorbehouden.

## Juridische kennisgeving

**NL** Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silkn Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silkn Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Verpakkingsinhoud/productonderdelen</b>	<b>68</b>
<b>2</b>	<b>Algemeen</b>	<b>68</b>
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	68
2.2	Verklaring van symbolen	68
<b>3</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>69</b>
3.1	Beoogd gebruik	69
3.2	Veiligheidsinstructies	70
<b>4</b>	<b>Productbeschrijving</b>	<b>76</b>
<b>5</b>	<b>Product en verpakkingsinhoud controleren</b>	<b>77</b>
<b>6</b>	<b>Opladen</b>	<b>77</b>
<b>7</b>	<b>Bediening</b>	<b>78</b>
7.1	Product in- en uitschakelen en gebruiksstand kiezen	78
7.2	Behandelingen	79
7.3	Wat u mag verwachten	80
7.4	Mogelijke bijwerkingen	80
7.5	Toepassing	80
<b>8</b>	<b>Reiniging</b>	<b>82</b>
<b>9</b>	<b>Opslag</b>	<b>83</b>
<b>10</b>	<b>Verhelpen van storingen</b>	<b>83</b>
<b>11</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>84</b>
<b>12</b>	<b>Conformiteitsverklaring</b>	<b>85</b>
<b>13</b>	<b>Afvoeren</b>	<b>85</b>
13.1	Verpakking afvoeren	85
13.2	Afgedankte product afvoeren	85
<b>14</b>	<b>Garantie</b>	<b>85</b>
<b>15</b>	<b>Klantenservice</b>	<b>86</b>

# I Verpakkingsinhoud/ productonderdelen

NL

- |   |                |   |                                |
|---|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | FaceTite Mini  | 6 | Lampje voor het energieniveau  |
| 2 | Elektroden     | 7 | Lampje voor het batterijniveau |
| 3 | Behandelvlak   | 8 | Laadaansluiting                |
| 4 | Ledlampjes     | 9 | USB-kabel                      |
| 5 | Besturingsknop |   |                                |

## 2 Algemeen

### 2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze FaceTite Mini (hierna "product" genoemd). De handleiding bevat belangrijke informatie over ingebruikname en bediening.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven.

Lees de gebruiksaanwijzing en vooral de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Als u het product aan derden doorgeeft, geef dan in elk geval deze gebruiksaanwijzing mee.

### 2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen worden in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking gebruikt.

## WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

NL

## VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een klein risico dat, als dit niet vermeden wordt, klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

## LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Gebruik het product niet in de buurt van een bad, douche, wasbak of andere bakken of schalen met water.

## 3 Veiligheid

### 3.1 Beoogd gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor anti-aging behandelingen in het gezicht.

Het product is uitsluitend voor particulier gebruik bedoeld en niet geschikt voor beroepsmatig gebruik. Gebruik het product alleen

zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven is. Elk ander gebruik geldt als onjuist en kan tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel leiden. Het product is geen speelgoed.

De fabrikant of handelaar is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

### 3.2 Veiligheidsinstructies




## WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Sluit het netsnoer alleen aan als de spanning van de spanningsbron overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Het product mag uitsluitend worden gevoed met een veilige extra lage spanning.
- Gebruik het product of de USB-kabel niet als er zichtbare schade is. De fabrikant of de klantenservice moet de beschadigde of defecte onderdelen vervangen om risico's te voorkomen.
- Gebruik het product alleen met de meegeleverde USB-kabel.
- De meegeleverde USB-kabel mag uitsluitend op het product worden aangesloten. Gebruik de kabel niet voor andere doeleinden.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie door een vakman uitvoeren.

Neem daarvoor contact op met de klantenservice. Na zelf uitgevoerde reparaties, onjuiste aansluiting of verkeerde bediening vervallen de aansprakelijkheid en de garantieaanspraken.

- Gebruik het product niet tijdens het opladen.
- Dompel het product en de USB-kabel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel niet in de buurt van water komt. Deze is niet waterdicht.
- Schakel het product altijd uit als u het niet gebruikt, als u het wilt reinigen of bij een storing. Haal de stekker van de USB-kabel er altijd uit als u het product niet wilt opladen.
- Raak de USB-kabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Steek nooit een voorwerp in de behuizing.
- Beweeg, trek of draag het product nooit aan de USB-kabel.
- Houd het product en de USB-kabel uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Gebruik het product alleen binnen.

 **WAARSCHUWING! GEVAREN VOOR KINDEREN EN PERSONEN MET VERMINDERDE FYSIEKE, ZINTUIGLIJKE OF MENTALE CAPACITEITEN (BIJVOORBEELD GEDEELTELIJK GEHANDICAPTEN, OUDERE PERSONEN MET BEPERKTE FYSIEKE EN MENTALE CAPACITEITEN) OF GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS (BIJVOORBEELD OUDERE KINDEREN).**

- Kinderen en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen (bijv. lichamelijk gehandicaptten, oudere personen met lichamelijke en geestelijke beperkingen) of gebrek aan ervaring en kennis (bijv. oudere kinderen) mogen het product niet bedienen.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en het netsnoer.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Kinderen mogen het product niet reinigen en geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.



## VOORZICHTIG!

### **Gebruik het product niet als u:**

- een pacemaker of interne defibrillator of ander actief elektrisch implantaat in uw lichaam hebt;
- lijdt aan endocriene aandoeningen die niet onder controle zijn, zoals diabetes en schildklierziekten;
- kanker of moedervlekken in een voorstadium van kanker hebt of hebt gehad;
- in de afgelopen 3 maanden bestraling of chemotherapie heeft gehad of plekken met mogelijk kwaadaardige huidkanker heeft;
- een verzwakt immuunsysteem heeft door immunosuppressieve ziektes (zoals AIDS en HIV) of immunosuppressiva slikt;
- in de 6 maanden voorafgaande aan de behandeling isotretinoïne (Accutane®) heeft gebruikt;
- een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, polymorfe lichterrupties, urticaria solaris, lupus, etc.;
- aan epilepsie lijdt;
- zwanger bent of borstvoeding geeft.

**i Gebruik het product niet op plekken:**

- een permanent implantaat hebt, zoals metaalplaatjes en schroeven, siliconen of lichaamsdelen waar vullingen of giftige stoffen zijn ingespoten;
- waar u last heeft van aandoeningen in het te behandelen gedeelte, zoals wonden, psoriasis, eczeem, uitslag, open wondjes, schaafwonden of laesies;
- waar de huid is aangetast of verwond;
- die kortgeleden zijn blootgesteld aan zonlicht (1 dag wachten); Bij gebruinde of zonverbrande huid dient u 3 dagen te wachten;
- waar u bent geopereerd en ook niet 3 maanden voorafgaande aan de behandeling;
- waar u bent getatoeëerd;
- waar u lang of dik haar heeft. Door het product te gebruiken, kunnen er kleine bloeditstoringen ontstaan.

**i Raadpleeg uw arts voordat u verdergaat met de behandeling als u binnen 48 uur na het eerste gebruik bijwerkingen (zoals een jeukende huid) heeft.****i Raadpleeg uw arts als u:**

- couperose of rosacea heeft;
- een voorgeschiedenis hebt van ziekten die worden opgewekt door warmte, zoals terugkerende herpes simplex in het behandeloppervlak. U mag in dat geval alleen een behandeling uitvoeren volgens een profylactisch regime;
- in de afgelopen zes maanden medicatie op uw huid heeft gebruikt op voorschrift van uw huisarts;
- een voorgeschiedenis heeft van huidaandoeningen, keloïden en wondgenezingsstoornissen of een zeer droge of gevoelige huid heeft;
- aan een andere ziekte lijdt, waardoor volgens uw arts of dermatoloog een behandeling onveilig voor u zou zijn.

## LET OP! RISICO OP BESCHADIGING!

- Gebruik het product op een goed toegankelijk, vlak, droog, warmtebestendig en voldoende stabiel werkoppervlak. Plaats het product niet aan de rand of aan de zijkant van het werkoppervlak.
- Plaats het product nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (kookplaten etc.) en stel het nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming etc.) of weersomstandigheden (regen etc.).
- Houd het product en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Dompel het product nooit onder in water om het te reinigen.
- Reinig het product nooit in de vaatwasser. Hierdoor wordt het vernield.
- Gebruik het product niet meer als onderdelen van het product barsten of scheuren vertonen of vervormd zijn. Vervang beschadigde onderdelen alleen door geschikte originele reserveonderdelen.
- Voer niet zelf reparaties of wijzigingen uit aan het product. Laat reparaties door daarvoor opgeleid personeel uitvoeren.

- Gebruik het product alleen bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C.
- Dit product bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden door gebruikers.
- Dit product bevat batterijen die niet vervangbaar zijn. Wanneer de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het product op de juiste wijze worden afgevoerd.

## 4 Productbeschrijving

Dit product is ontworpen voor het verminderen van tekenen van veroudering in het gezicht. Het maakt gebruik van de RF-technologie, die effect heeft op de fijne gedeelten van het gezicht. Hiermee wordt diep in de huid binnengedrongen om het collageen te herstellen, de weefsels weer strakker te maken en oogrimpels en fijne lijntjes te verminderen.

U kunt de volgende gedeeltes in uw gezicht behandelen (zie **afb. B**):

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>A</b> Lijntjes tussen de wenkbrauwen  | <b>D</b> Mondrimpels         |
| <b>B</b> Kraaienpoten                    | <b>E</b> Nasolabiale plooiën |
| <b>C</b> De fijne lijntjes onder de ogen | <b>F</b> Traangootjes        |

## 5 Product en verpakkingsinhoud controleren

LET OP! RISICO OP BESCHADIGING!

NL

**i** Als u de verpakking opent met een scherp mes of een ander scherp voorwerp en u doet dit niet voorzichtig, kan het product snel beschadigd raken. Open het product dus zeer voorzichtig.

1. Haal het product uit de verpakking.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn (zie **afb. A**).
3. Controleer of het product of onderdelen ervan beschadigd zijn. Als dit het geval is, gebruik het product dan niet. Neem contact op met onze klantenservice.

## 6 Opladen



**WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**

- Laad het product niet op als het wordt gebruikt of nat is. Zorg ervoor dat het droog is voordat u het oplaadt.
- Laad het product alleen op met de meegeleverde USB-kabel.
- Laad het product uitsluitend op bij temperaturen tussen 0 en 40 °C.

- Haal het USB-netsnoer er na het opladen altijd uit.

NL



- Laad de accu volledig op, voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Het acculampje **7** knippert oranje als de batterij zwak is. Laad het product weer op.
- Het product kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.
- Als het product volledig is opgeladen, kan het 20–30 minuten worden gebruikt. Het hangt van het energieniveau af hoelang het product kan worden gebruikt.

1. Steek het kleinere uiteinde van de USB-kabel **9** in de laadaansluiting **8** van het product.
2. Steek het grotere uiteinde van de USB-kabel voor het opladen in de USB-aansluiting van een stroombron die hiermee compatibel is (bijvoorbeeld een USB-netadapter of computer).  
Het opladen begint automatisch en het acculampje knippert groen.
3. Als het product volledig is opgeladen, brandt het acculampje constant groen. Haal de USB-kabel uit de laadaansluiting en de USB-stroombron.

## 7 Bediening

### 7.1 Product in- en uitschakelen en gebruiksstand kiezen



- Het product heeft 4 gebruiksstanden. Stand 1 levert het laagste, en stand 4 het hoogste vermogen.
- Met de besturingsknop **5** kunt u het product in- en uitschakelen en de gebruiksstand wijzigen.

1. Druk de besturingsknop in en houd deze 2 seconden ingedrukt.  
Stand 1 is geactiveerd. Het lampje voor het energieniveau **6** brandt wit.  
Druk de besturingsknop opnieuw in om naar de volgende gebruiksstand te gaan.  
Na stand 4 begint de indicatie voor de standen weer bij stand 1.
2. Druk de besturingsknop in en houd deze weer 2 seconden ingedrukt.  
Het product is uitgeschakeld.

## 7.2 Behandelingen

- Begin met vermogensstand 1 en ga naar de volgende stand zolang de temperatuur in het te behandelen gedeelte prettig aanvoelt.
- Gebruik het product gedurende 3 tot 5 minuten op elk te behandelen gedeelte voor maximaal effect.
- Gebruik het product in de eerste 8 weken 2 à 3 keer per week.
- Na 8 weken moet u het product wekelijks gebruiken om het effect te behouden.

### Voor maximaal effect:

- Zorg ervoor dat u voor het gebruik voldoende Slider Gel (of een andere gel op waterbasis) aanbrengt om de elektroden op het behandelgedeelte te bedekken.
- Laat het product niet op één plek stilstaan. Beweeg het product constant, terwijl u het gehele te behandelen gedeelte bewerkt. Daardoor wordt voorkomen dat de huid oververhit raakt en wordt de kans op een ongewenst effect kleiner.
- Let erop dat de 3 elektroden **2** altijd volledig in contact staan met de huid.
- Verminder het niveau als u het energieniveau onaangenaam vindt.
- Wijzig het energieniveau alleen als het product niet in contact staat met de huid.

### 7.3 Wat u mag verwachten

Tijdens een behandeling kunt u het volgende ervaren:

- Een gevoel van warmte.
- Een rode plek of lichte zwelling: dit moet binnen een paar uur tot een dag minder worden.
- Een zoemend geluid van de RF-energie.

### 7.4 Mogelijke bijwerkingen

Als u de aanwijzingen precies opvolgt en alle waarschuwingen in acht neemt, komen complicaties en bijwerkingen zelden voor. Elke cosmetische behandeling, ook voor thuisgebruik, brengt echter een zeker risico met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties die kunnen optreden, begrijpt en accepteert.

- Oedemen (zwellingen) en erythemen (rode plekken) doen zich zelden voor na de behandeling. In de meeste gevallen worden ze binnen enkele dagen minder. Als u hier last van heeft, gebruik dan direct een vochtige, koele doek om het gebied gedurende minstens 10 minuten te koelen. Breng daarna een crème tegen verbrandingen aan.
- In uitzonderlijke gevallen kan de gebruiker last krijgen van een verwijding van de oppervlakkige bloedvaatjes. Dit kan een tijdelijke rode plek veroorzaken, die een paar dagen kan aanhouden. Bovendien kunnen zich bij sommige bloedvaten rode vlekken voordoen, die eveneens in de loop der tijd minder worden. Als u hier last van heeft, adviseren wij u om de plek direct met koud water te koelen. Raadpleeg een arts als u aanhoudende symptomen ervaart, zoals pijn, rode huid, zwelling of een branderig gevoel.

**i** Ga naar uw arts als u aanhoudende symptomen ervaart, zoals pijn, rode huid, zwelling of een branderig gevoel.

**i** Als zich binnen 48 uur na de eerste behandeling onverwachte bijwerkingen voordoen (bijvoorbeeld jeuk), ga dan naar een arts voordat u verder gaat met de behandeling.

### 7.5 Toepassing

1. Zorg ervoor dat uw huid schoon en droog is en dat u geen sieraden draagt.
2. Haal het product en de andere onderdelen uit de verpakking.



3. Verwijder de beschermfolie die de elektroden **2** bedekt.
4. Start het product: drukt de besturingsknop **5** in. Het product start automatisch op energieniveau I en het controlelampje voor energieniveau I gaat branden.

**i** Controleer of de houdbaarheidsdatum van de Slider Gel nog niet is verstreken.

5. Breng een dunne laag Slider Gel aan op het behandelvlak van het product.

**i** De Slider Gel (of een andere gel op waterbasis) zorgt ervoor dat het behandelvlak soepel over de huid glijdt en zorgt voor een goede geleidbaarheid. Voor een veilige en efficiënte behandeling moet u altijd beginnen met het aanbrengen van de Slider Gel. Daarna moet u naar behoefte steeds gel toevoegen.

6. Plaats het product met energieniveau I op de te behandelen plek. Let erop dat het product goed op de huid ligt. U voelt dat de plek een beetje warm wordt.
7. Beweeg het product met zachte bewegingen (zoals bij een massage) over de te behandelen plek. Doe dit langzaam en voorzichtig. Blijf het apparaat bewegen en let erop dat de 3 elektroden tijdens de behandeling van de plek volledig in contact blijven met de huid.
8. Behandel **elk** gedeelte minstens 3 tot 5 minuten, waarbij u het product constant blijft bewegen.
9. Verhoog het energieniveau stapsgewijs. Met het hoogste energieniveau bereikt u de beste resultaten, maar het is belangrijk dat u het energieniveau instelt dat prettig voelt voor het te behandelen gedeelte.

**i** U zult merken dat de temperatuur van de huid stijgt als u het energieniveau verhoogt. Over het algemeen duurt het ongeveer 1 minuut voordat het product de gewenste temperatuur heeft bereikt. Tijdens de behandeling wordt uw huid een beetje rood. Maakt u zich geen zorgen, dat is normaal.

Stop direct met het gebruik van het product als u zich oncomfortabel voelt.

- NL
10. Probeer het product in het begin langzaam te bewegen. Als het behandelde gedeelte heet en onaangenaam aanvoelt, probeer dan het product sneller te bewegen.
  11. Reinig het behandelde gedeelte: verwijder de resten van de Slider Gel van het behandelvlak **3** en reinig de huid met warm water. Droog de huid af en breng vochtinbrengende producten voor het gezicht aan.

## 8 Reiniging

### LET OP! GEVAAR VOOR KORTSLUITING!

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Let erop dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing terechtkomen.

### LET OP! RISICO OP BESCHADIGING!

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon borstelharen en geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen, zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
1. Schakel het product uit. Veeg de resten Slider Gel met schoon, vochtig papier (bijvoorbeeld wc-papier of een doek) voorzichtig van het behandelvlak **3**. Let erop dat u alle gelresten verwijdert om te voorkomen dat deze hard worden of het product beschadigen.  
U kunt ook een reinigingsalcohol tot max. 65% gebruiken.
  2. Veeg het product en het behandelvlak af met een iets vochtige doek.
  3. Droog het product met een zachte, droge doek.

## 9 Opslag

Wij adviseren u om het apparaat na de reiniging in de originele verpakking te bewaren. Zorg ervoor dat het apparaat helemaal droog is voordat u het opbergt.

## 10 Verhelpen van storingen

Sommige problemen kunt u zelf oplossen. Volg daarvoor de aanwijzingen in de volgende tabel. Als het probleem daarna toch blijft bestaan, moet u contact opnemen met de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het product kan niet worden ingeschakeld.	De accu is leeg.	Laad het product op (zie het hoofdstuk "Accu opladen").
Het acculampje <b>7</b> knippert oranje.	De accu is bijna leeg.	
U voelt geen warmte, hoewel het product is ingeschakeld.	Het behandelvlak <b>3</b> heeft niet genoeg contact met de huid of er is niet voldoende Slider Gel op het behandelvlak aangebracht.	Breng voldoende Slider Gel op het behandelvlak aan en zorg ervoor dat het behandelvlak volledig op het gezicht ligt.
Een of meerdere lampjes van de niveau-aanduiding <b>6</b> knipperen constant.	Er is sprake van een storing.	Schakel het product volledig uit en schakel het daarna weer in.

## II Technische gegevens

Model:	FAC01
Technologie:	RF- & led lichtenergie-technologie
Led lichtenergie:	630 nm $\pm$ 5 nm
RF:	1 MHz $\pm$ 30%; max. 13 W

Gebruik en veiligheid:

### **Warmtesensor en warmtestabilisator:**

Deze meten de huidtemperatuur, stabiliseren de warmte-energie en voorkomen oververhitting. Als de huidtemperatuur 43 °C bereikt, onderbreekt de stabilisator automatisch de warmte-afgifte, totdat de huidtemperatuur zodanig is gedaald dat de stabilisator weer kan gaan verwarmen.

### **Bewegingssensor:**

De sensor geeft alleen RF-warmte af als u het product over uw huid beweegt.

Gewicht product:	ca. 51 g
Bedrijfstemperatuur:	10 °C – 35 °C
Bewaartemperatuur:	-20 °C – +60 °C
Relatieve luchtvochtigheid tijdens gebruik:	30–75%
Relatieve luchtvochtigheid tijdens opslag:	10–75%
Omgevingsdruk tijdens gebruik:	500–1060 hPa
Omgevingsdruk tijdens opslag:	700–1060 hPa
Ingangsspanning:	5 V/1 A===
Accucapaciteit:	500 mAh
Laadaansluiting:	USB type C
Laadtijd:	ca. 3 uur
Gebruiksduur:	20–30 minuten bij een volledig opgeladen accu

## 12 Conformiteitsverklaring

**CE** De EU-conformiteitsverklaring kan bij het adres aan het eind van deze gebruiksaanwijzing opgevraagd worden.

## 13 Afvoeren

### 13.1 Verpakking afvoeren



Voer de verpakking gescheiden af. Breng papier en karton naar het oud papier en de folie naar een recycling-inzamelpunt.

### 13.2 Afgedankte product afvoeren

Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor het gescheiden inzamelen van recyclebaar afval.



#### **Afgedankte product horen niet in het huisvuil!**

Als het product in de toekomst niet meer gebruikt kan worden, dan is elke consument **wettelijk verplicht**

#### **om afgedankte producten gescheiden van het**

**huisvuil**, bijv. bij een inzamelpunt van de gemeente/stadswijk, af te geven. Hiermee wordt gewaarborgd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden voorkomen. Daarom zijn elektrische apparaten met het bovenstaande symbool gekenmerkt.



#### **Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid!**

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, om het even of ze schadelijke

stoffen\* bevatten of niet, bij een inzamelpunt van de gemeente of regio in te leveren. Alternatief kunt u de batterijen of accu's bij een winkelier afgeven, zodat ze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden verwijderd.

\*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood, Li = lithium.

## 14 Garantie

Dit product wordt gedekt door een garantie van 2 jaar volgens de Europese regels en wetten. De omvang van de garantie op dit product wordt beperkt tot technische fouten die werden

veroorzaakt door foutieve productieprocessen. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, dient u contact op te nemen met onze klantenservice voor instructies. Zij kunnen uw probleem misschien oplossen zonder dat het product naar de winkel of ons servicecentrum moet worden teruggestuurd. Onze klantenservice helpt u graag verder!

## **15 Klantenservice**

Meer informatie over de producten van Silk'n vindt u op uw regionale Silk'n-website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Wanneer het apparaat beschadigd of defect is, een reparatie nodig heeft of als u onze hulp wenst, richt u dan tot uw meest nabije Silk'n-servicecentrum. Tevens kunt u deze gebruiksaanwijzing als PDF downloaden op [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

### **Nederland**

Servicenummer: 0900-2502217

Email: [klantenservicenl@silkn.eu](mailto:klantenservicenl@silkn.eu)

### **België**

Servicenummer: 0800-29316

Email: [serviceconsommateurbe@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu)

Derechos de autor 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

## **Aviso legal**

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Índice

<b>1</b>	<b>Contenido del suministro/piezas del producto</b>	<b>89</b>
<b>2</b>	<b>Información general</b>	<b>89</b>
2.1	Leer y conservar el manual de instrucciones	89
2.2	Explicación de los símbolos	89
<b>3</b>	<b>Seguridad</b>	<b>90</b>
3.1	Uso previsto	90
3.2	Indicaciones de seguridad	91
<b>4</b>	<b>Descripción del producto</b>	<b>97</b>
<b>5</b>	<b>Comprobación del producto y el contenido del suministro</b>	<b>98</b>
<b>6</b>	<b>Carga</b>	<b>98</b>
<b>7</b>	<b>Manejo</b>	<b>99</b>
7.1	Conexión/desconexión del producto y selección del nivel de uso	99
7.2	Tratamientos	100
7.3	Qué puede esperar	101
7.4	Posibles efectos secundarios	101
7.5	Uso	101
<b>8</b>	<b>Limpieza</b>	<b>103</b>
<b>9</b>	<b>Almacenamiento</b>	<b>103</b>
<b>10</b>	<b>Solución de averías</b>	<b>104</b>
<b>11</b>	<b>Especificaciones técnicas</b>	<b>105</b>
<b>12</b>	<b>Declaración de conformidad</b>	<b>106</b>
<b>13</b>	<b>Eliminación</b>	<b>106</b>
13.1	Eliminación del embalaje	106
13.2	Eliminación del dispositivo viejo	106
<b>14</b>	<b>Garantía</b>	<b>106</b>
<b>15</b>	<b>Atención al cliente</b>	<b>107</b>



## 1 Contenido del suministro/piezas del producto

- |   |                           |   |                                  |
|---|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | FaceTite Mini             | 6 | Indicación de niveles de energía |
| 2 | Electrodos                | 7 | Indicación de la batería         |
| 3 | Superficie de tratamiento | 8 | Conexión de carga                |
| 4 | Luces LED                 | 9 | Cable USB                        |
| 5 | Tecla de control          |   |                                  |

## 2 Información general

### 2.1 Leer y conservar el manual de instrucciones



El manual de instrucciones es parte integrante de este FaceTite Mini (denominado en lo sucesivo también «producto»). Incluye información importante sobre la puesta en marcha y el manejo.

El manual de instrucciones se basa en las normas y reglas vigentes en la Unión Europea. En el extranjero, tenga en cuenta también las directivas y leyes específicas del país correspondiente.

Lea atentamente este manual de instrucciones, y especialmente las indicaciones de seguridad, antes de usar el producto. No cumplir con este manual de instrucciones puede provocar lesiones graves o daños al producto.

Conserve el manual de instrucciones para su uso futuro. Incluya siempre este manual de instrucciones si entrega el producto a terceros.

### 2.2 Explicación de los símbolos

En este manual de instrucciones, el producto o el embalaje se emplean los símbolos siguientes.

## ¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/palabra de aviso indica la existencia de un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

ES

## ¡PRECAUCIÓN!

Este símbolo/palabra de aviso indica la existencia de un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

## ¡AVISO!

Esta palabra de aviso advierte de posibles daños materiales.



Este símbolo le ofrece información adicional importante para el montaje o el funcionamiento.



Declaración de conformidad (véase el capítulo «Declaración de conformidad»): Los productos señalizados con este símbolo cumplen todas las leyes comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



No use el producto cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.

## 3 Seguridad

### 3.1 Uso previsto

El producto ha sido diseñado para aplicar tratamientos antiedad en la cara.

Este producto ha sido diseñado exclusivamente para el uso privado, y no es apto para el uso comercial. Emplee el producto únicamente de la forma descrita en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso será considerado no conforme al fin previsto y puede provocar daños materiales o incluso lesiones a personas. El producto no es un juguete infantil.

El fabricante o vendedor no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños derivados de un uso incorrecto o no conforme a lo previsto.


### 3.2 Indicaciones de seguridad

#### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Conecte el cable de conexión únicamente si la tensión de la fuente de tensión coincide con los datos indicados en la placa de características.
- El producto únicamente debe ser alimentado con baja tensión de protección.
- No emplee el producto o el cable USB si presenta daños visibles. El fabricante o el servicio de atención al cliente deberá sustituir las piezas dañadas o defectuosas para prevenir riesgos.
- Emplee el producto únicamente con el cable USB suministrado.
- El cable USB suministrado debe conectarse únicamente con el producto. No lo emplee para otros fines.

- No abra la carcasa, encargue la reparación a un especialista. Póngase en contacto para ello con el servicio de atención al cliente. Las reparaciones por cuenta propia, la conexión incorrecta o el manejo inadecuado conllevan la pérdida de los derechos de responsabilidad y garantía.
- No use el producto durante el proceso de carga.
- No sumerja el producto ni el cable USB en agua ni en ningún otro líquido.
- Mantenga el cable USB alejado del agua. No es estanco al agua.
- Apague el producto siempre que no lo esté empleando, si quiere limpiarlo o en caso de avería. Extraiga siempre el enchufe del cable USB si no desea cargar el producto.
- No toque el cable USB bajo ningún concepto con las manos húmedas o mojadas.
- No introduzca ningún tipo de objeto en la carcasa.
- No mueva o tire del producto ni lo transporte nunca por el cable USB.

- Mantenga el producto y el cable USB alejados de las llamas abiertas y las superficies calientes.
- Emplee el producto únicamente en interiores.

 ¡ADVERTENCIA! PELIGROS PARA NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL (POR EJEMPLO, DISCAPACITADOS PARCIALES, PERSONAS MAYORES CON CAPACIDAD FÍSICA Y MENTAL REDUCIDA) O FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS (POR EJEMPLO, NIÑOS MAYORES).

- Los niños y las personas con capacidades corporales, sensoriales o mentales mermadas (p. ej., personas con discapacidad en partes del cuerpo o ancianos con capacidades corporales o mentales mermadas) o falta de experiencia y conocimientos (p. ej., niños mayores) no deben usar el producto.
- Mantenga a los niños alejados del producto y la línea de conexión.

- Está prohibido que los niños jueguen con el producto.
- Los niños no pueden ocuparse ni de la limpieza ni del mantenimiento de usuario.

ES

## ¡PRECAUCIÓN!

### **No usar, si:**

- lleva un marcapasos, un desfibrilador interno o un implante electrónico en cualquier parte del cuerpo.
- padece afecciones endocrinas difíciles de controlar, como diabetes o enfermedades tiroideas
- tiene historial de cáncer de piel, padece cáncer en estos momentos o lunares precancerosos.
- si ha recibido radioterapia o quimioterapia durante los últimos 3 meses o tiene zonas con posibilidad de cáncer de piel maligno.
- tiene el sistema inmunológico debilitado debido a enfermedades inmunodepresoras como SIDA o VIH o si toma medicamentos inmunodepresores.
- si en los 6 meses anteriores al tratamiento ha empleado isotretinoína (Accutane®).
- tiene una enfermedad relacionada con la sensibilidad a la luz como porfiria, erupción polimorfa lumínica, urticaria solar, lupus, etc.
- padece epilepsia.
- está embarazada o da de mamar.

**i** **No emplear en zonas que:**

- tengan un implante permanente como placas o tornillos de metal, implantes de silicona o zonas con rellenos con injertos o toxinas.
- tiene enfermedades activas en la zona de tratamiento, como heridas, psoriasis, eczemas, erupciones, grietas abiertas, abrasiones o lesiones.
- la piel presenta heridas o traumatismos.
- se ha expuesto hace poco al sol sin protección (esperar 1 día); en caso de tener la piel bronceada o quemada por el sol esperar 3 días.
- se ha sometido a una operación así como 3 meses antes del tratamiento.
- lleva tatuajes.
- tiene el pelo largo o grueso. El uso del producto puede provocar pequeños hematomas.

**i** **Consulte a su médico antes de proseguir con el uso, si aparecen efectos secundarios, como picor en la piel, durante las 48 horas siguientes al primer uso.****i** **Consulte a su médico si:**

- tiene cuperosis o rosácea.
- tiene en su historial enfermedades estimuladas por el calor, como, p. ej., herpes simplex recurrente, en la zona de tratamiento. Si es así, solo puede hacer un uso profiláctico.
- si ha aplicado sobre la piel medicamentos de prescripción médica durante los últimos 6 meses.
- tiene en su historial enfermedades cutáneas, queloides, anomalías en la cicatrización así como piel muy seca y sensible.
- tiene otras enfermedades que en opinión de su médico o dermatólogo podría hacer un tratamiento poco seguro para usted.

## ¡AVISO! ¡RIESGO DE DAÑOS!

- Utilice el producto únicamente sobre una superficie de trabajo de fácil acceso, plana, seca, resistente al calor y con una estabilidad suficiente. No ponga el producto en el borde o en el filo de la superficie de trabajo.
- No ponga el producto nunca sobre o cerca de superficies calientes (placas de cocción, etc.) y no exponga el producto bajo ningún concepto a temperaturas elevadas (calefacción, etc.) o a los factores atmosféricos (lluvia, etc.).
- Mantenga el producto y el cable de alimentación alejados de llamas abiertas y superficies calientes.
- No sumerja el producto nunca en agua para lavarlo.
- No introduzca el producto bajo ningún concepto en el lavavajillas. Esto lo destrozaría.
- Deje de usar el producto si componentes del mismo presentan grietas o rajas o se han deformado. Sustituya los componentes dañados siempre por piezas de recambio originales adecuadas.



- No repare ni modifique el producto por su cuenta. Encargue las reparaciones siempre a personal con la debida formación.
- Emplee el producto únicamente con una temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C.
- Este aparato contiene pilas que no pueden ser sustituidas por los usuarios.
- Este aparato contiene pilas que no se pueden sustituir. Una vez que la pila llega al final de su vida útil, es necesario eliminar debidamente el aparato.

#### 4 Descripción del producto

Este producto ha sido diseñado para mitigar los signos de la edad de la cara. Emplea tecnología RF que causa efecto en las partes finas de la cara. Esta se introduce profundamente en la dermis para restaurar el colágeno, estirar los tejidos y reducir las arrugas de los ojos y las líneas finas.

Puede someter a tratamiento las siguientes partes de la cara (véase la **fig. B**):

- |  |  |
|--|--|
| <b>A</b> líneas entre las cejas          | <b>D</b> arruguitas de la boca                       |
| <b>B</b> arrugas de los ojos             | <b>E</b> arrugas en la zona de la nariz y los labios |
| <b>C</b> líneas finas debajo de los ojos | <b>F</b> surco lagrimal                              |

## 5 Comprobación del producto y el contenido del suministro

¡AVISO! ¡RIESGO DE DAÑOS!

**i** Si no tiene cuidado al abrir el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto punzante, es posible que el producto sufra daños rápidamente. Tenga mucho cuidado cuando abra el producto.

1. Extraiga el producto del embalaje.
2. Asegúrese de que todas las piezas están incluidas (véase la **fig. A**).
3. Compruebe si el producto o alguna pieza presenta desperfectos. No emplee el producto si así fuera. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

## 6 Carga

**!** ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- No cargue el producto mientras se esté usando o si está húmedo. Asegúrese de que está seco antes de cargarlo.
- Cargue el producto únicamente con el cable USB suministrado.
- Cargue el producto únicamente con temperaturas entre 0 y 40 °C.

- Extraiga el cable de conexión USB siempre una vez finalizada la carga.



- Cargue la batería completamente antes de la primera puesta en marcha.
- La indicación de la batería **7** parpadea de color naranja si la batería tiene poca carga. Cargue el producto de nuevo.
- El producto no puede emplearse durante el proceso de carga.
- El producto puede emplearse durante 20-30 minutos si está completamente cargado. La duración del uso del producto puede variar en cada nivel de energía.

1. Introduzca el extremo pequeño del cable USB **9** en la conexión de carga **8** del producto.
2. Inserte el extremo mayor del cable USB para cargarlo en la conexión USB de una fuente de corriente USB compatible (p. ej., una fuente de alimentación USB o un ordenador). El proceso de carga empieza automáticamente y la indicación de la batería parpadea de color verde.
3. La indicación de la batería se ilumina de color verde constante cuando el producto se ha cargado completamente. Extraiga el cable USB de la conexión de carga y la fuente de corriente USB.

## 7 Manejo

### 7.1 Conexión/desconexión del producto y selección del nivel de uso



- El producto posee 4 niveles de uso. El nivel 1 es la potencia mínima y el nivel 4 la máxima.
- La tecla de control **5** permite conectar y desconectar el producto y modificar su nivel de uso.

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla de control durante 2 segundos.

El nivel 1 está activado. La indicación de nivel de energía **6** se ilumina de color blanco.

Pulse la tecla de control de nuevo para pasar al nivel de uso siguiente.

Tras el nivel 4 la indicación de nivel empieza de nuevo con el nivel 1.

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla de control de nuevo durante 2 segundos.

El producto se ha apagado.

## 7.2 Tratamientos

- Empiece con el nivel de potencia 1 y cambie a otro nivel de potencia siempre y cuando la temperatura de la zona de tratamiento resulte agradable.
- Emplee el producto entre 3 y 5 minutos en cada zona de tratamiento para conseguir la máxima eficacia.
- Emplee el producto durante las primeras ocho semanas 2 o 3 veces por semana.
- Pasadas estas ocho semanas debería usar el producto una vez a la semana para mantener los resultados.

### Para conseguir la máxima eficacia:

- Asegúrese de aplicar suficiente Slider Gel (u otro gel con base de agua) antes del uso para cubrir los electrodos en la zona de tratamiento.
- No deje el producto quieto sobre un lugar. Mueva el producto constantemente mientras cubre la zona de tratamiento completa. De este modo, se impide que la piel se sobrecaliente y disminuye la posibilidad de que se produzcan efectos no deseados.
- Tenga cuidado de que los 3 electrodos **2** estén siempre completamente en contacto con la piel.
- Si el nivel de energía le resulta desagradable, redúzcalo a uno que le resulte agradable.
- Modifique el nivel de energía solo cuando el producto no esté en contacto con la piel.

### 7.3 Qué puede esperar

Durante un tratamiento podrá notar lo siguiente:

- Una sensación de calor
- Un enrojecimiento o una ligera hinchazón: esto debería reducirse después de un par de horas o como máximo un día.
- Un zumbido de la corriente RF.

### 7.4 Posibles efectos secundarios

Raramente se producen efectos secundarios y complicaciones si se siguen las indicaciones exactamente y se tienen en cuenta todas las advertencias. Todos los tratamientos estéticos, incluso aquellos de realización en el hogar, conllevan ciertos riesgos. Por ello, es importante entender y aceptar los riesgos y complicaciones que pueden producirse.

- Los edemas (hinchazones) y eritemas (enrojecimientos) excesivos son reacciones raras al tratamiento que en la mayoría de los casos desaparecen transcurridos pocos días. Si se produjeran estos signos, emplee de inmediato una toalla húmeda y fría para enfriar la zona afectada como mínimo 10 minutos y aplique una crema contra las quemaduras.
- En casos excepcionales, el usuario puede sufrir una dilatación de los capilares sanguíneos superficiales. Esto puede provocar un enrojecimiento transitorio que dura un par de días. Además, en algunos capilares pueden aparecer manchas rojas que también se reducen con el tiempo. Si se producen estos signos, le recomendamos enfriar la zona inmediatamente con agua fría. Consulte a su médico si presenta síntomas persistentes como dolor, enrojecimiento de la piel, inflamaciones o quemazón.

**i** Acuda a su médico si presenta síntomas persistentes como dolor, enrojecimiento de la piel, inflamaciones o quemazón.

**i** Si transcurridas 48 horas después del primer tratamiento aparecen efectos secundarios inesperados, como picazón, debería acudir a un médico antes de continuar con el tratamiento.

### 7.5 Uso

1. Asegúrese de que tiene la piel limpia y seca y de que se ha quitado toda la bisutería y las joyas.

2. Extraiga el producto y los otros componentes del embalaje.
3. Retire la lámina de protección que cubre los electrodos **2**.
4. Encienda el producto: pulse la tecla de control **5**. El producto se enciende automáticamente en el nivel de energía I y el indicador luminoso para el nivel de energía I se ilumina.

ES



Compruebe si el Slider Gel ha caducado.

5. Coloque una capa fina de Slider Gel sobre la superficie de tratamiento del producto.



El Slider Gel (u otro gel con base de agua) permite deslizar uniformemente la superficie de tratamiento por la piel facilitando la aplicación. Para garantizar un tratamiento seguro y eficaz, debería empezar siempre aplicando Slider Gel y añadir más gel si es necesario.

6. Coloque el producto con el nivel de energía I sobre la zona a tratar. Tenga cuidado de que el producto esté colocado correctamente sobre la piel. Sentirá una ligera sensación de calor.
7. Desplace el producto con movimientos suaves similares a un masaje sobre la zona a tratar. Proceda lentamente y con cuidado. Siga desplazando el dispositivo y tenga cuidado de que los tres electrodos permanezcan en contacto completo con la piel durante el tratamiento.
8. Trate **cada** zona como mínimo entre 3 y 5 minutos manteniendo el producto en constante movimiento.
9. Aumente el nivel de energía paulatinamente. El nivel de energía máximo le proporcionará los mejores resultados, pero lo importante es que ajuste el nivel de energía que le resulte agradable para la zona a tratar.



Sentirá como aumenta la temperatura de la piel al aumentar el nivel de energía. El producto tarda, por lo general, aprox. 1 minuto en alcanzar la temperatura deseada. Durante el tratamiento la piel se pondrá un poco roja. No se preocupe, es normal.

Deje de usar el producto de inmediato si siente malestar.

10. Intente mover el producto lentamente al principio. Si la zona de tratamiento está caliente y tiene una sensación desagradable, intente mover el producto más rápidamente.

1. Limpie la zona tratada: elimine los restos de Slider Gel de la superficie de tratamiento **3** y limpie la piel con agua templada. Seque la piel y aplique productos hidratantes para la cara.

## 8 Limpieza

ES

### ¡AVISO! ¡PELIGRO DE CORTOCIRCUITO!

- No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.
- Asegúrese de que no entre agua ni otros líquidos en la carcasa.

### ¡AVISO! ¡RIESGO DE DAÑOS!

- No use detergentes agresivos, cepillos con cerdas de metal o nailon o productos de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras o similares. Estos podrían dañar las superficies.
1. Apague el producto. Limpie los restos de Slider Gel con un papel limpio humedecido (p. ej., papel higiénico o una toallita) con cuidado de la superficie de tratamiento **3**. Tenga cuidado de eliminar todos los restos de gel lubricante para evitar que este se solidifique o dañe el producto. Puede emplear además alcohol de limpieza hasta el 65 %.
  2. Limpie el producto y la superficie de tratamiento con un paño ligeramente humedecido.
  3. Seque el producto con un paño seco y suave.

## 9 Almacenamiento

Le recomendamos guardar el dispositivo en su embalaje original después de limpiarlo. Asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco antes de guardarlo.

## 10 Solución de averías

Algunos problemas pueden deberse a pequeños fallos que puede solucionar usted mismo. Siga para ello las indicaciones recogidas en la tabla que aparece a continuación. Si, a pesar de todo, no pudiera resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. No repare el producto por su cuenta.

ES

Avería	Causa posible	Subsanación
El producto no puede encenderse.	La batería está vacía.	Cargue el producto (véase el capítulo "Cargar la batería").
La indicación de la batería <b>7</b> parpadea de color naranja.	La batería está casi vacía.	
No puede sentirse el calor aunque el producto está encendido.	No hay suficiente contacto entre la piel y la superficie de tratamiento <b>3</b> o no se ha aplicado suficiente Slider Gel en la superficie de tratamiento.	Aplique una cantidad suficiente de Slider Gel sobre la superficie de tratamiento y asegúrese de que la superficie de tratamiento descansa por completo sobre la piel de la cara.
Una o varias luces de la indicación de nivel <b>6</b> parpadean de forma constante.	Se ha producido un fallo.	Apague el producto completamente y vuelva a conectarlo.



## II Especificaciones técnicas

Modelo:	FAC01
Tecnología:	Tecnología de energía luminosa RF y LED
Energía luminosa LED:	630 nm±5 nm
RF:	1 MHz±30 %; máx. 13 W
Funcionamiento y seguridad:	

ES

### **Sensor térmico y estabilizador térmico:**

Estos miden la temperatura de la piel, estabilizan la energía térmica e impiden el sobrecalentamiento. Cuando la temperatura de la piel alcanza los 43 °C, el estabilizador interrumpe automáticamente la emisión de calor hasta que la temperatura de la piel se haya reducido lo suficiente para que el estabilizador puede iniciar el calentamiento de nuevo.

### **Sensor de movimiento:**

El sensor solo emite calor RF si mueve el producto sobre la piel.

Peso del producto:	aprox. 51 g
Temperatura de funcionamiento:	10 °C - 35 °C
Temperatura de almacenamiento:	-20 °C - +60 °C
Humedad relativa del aire durante el funcionamiento:	30 - 75 %
Humedad relativa del aire durante el almacenamiento:	10 - 75 %
Presión ambiental durante el funcionamiento:	500 - 1060 hPa
Presión ambiental durante el almacenamiento:	700 - 1060 hPa
Tensión de entrada:	5 V/I A===
Capacidad de la batería:	500 mAh
Conexión de carga:	USB tipo C
Duración de la carga:	aprox. 3 horas
Tiempo de funcionamiento:	20-30 minutos con la batería completamente cargada

## 12 Declaración de conformidad

**CE** La Declaración de conformidad UE puede solicitarse en la dirección que aparece al final de este manual.

## 13 Eliminación

### 13.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos de material. Deseche el papel y cartón a través del servicio de papel reciclado, y los envoltorios a través del servicio de recolección apropiado.

### 13.2 Eliminación del dispositivo viejo

Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida separada de materiales reciclables.



**Los dispositivos viejos no deben eliminarse en la basura doméstica.**

Si ya no se puede usar el producto, todo usuario está **obligado por ley a separar los dispositivos viejos de la basura doméstica** y llevarlos, por ejemplo, a un punto de recogida municipal o del distrito. De este modo, se puede garantizar que los dispositivos viejos se reciclan adecuadamente y se evitan consecuencias negativas para el medio ambiente. Por este motivo, los dispositivos eléctricos están señalizados con el símbolo que aparece arriba.



**¡Las pilas y las baterías no deben eliminarse en la basura doméstica!**

Como usuario está obligado por ley a entregar todas las pilas y baterías en un punto de recogida de su comunidad/distrito o en los comercios, independientemente de si estas contienen sustancias nocivas\* o no, para que se pueda proceder a su eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente.

\* señalizadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo, Li = litio

## 14 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y la legislación europea. La cobertura de la garantía

de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

## **15 Atención al cliente**

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Número de servicio: 900 823 302

Email: [servicioalcliente@silkn.eu](mailto:servicioalcliente@silkn.eu)

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Todos os direitos reservados.

## **Aviso legal**

A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem paten-teada ou sob direitos de patente.

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silk'n Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silk'n Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registradas da Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

# Índice

<b>1</b>	<b>Âmbito de entrega/componentes do produto</b>	<b>110</b>
<b>2</b>	<b>Geral</b>	<b>110</b>
2.1	Ler e conservar o manual de instruções	110
2.2	Legenda de símbolos	110
<b>3</b>	<b>Segurança</b>	<b>111</b>
3.1	Utilização adequada	111
3.2	Instruções de segurança	112
<b>4</b>	<b>Descrição do produto</b>	<b>118</b>
<b>5</b>	<b>Verifique o produto e o âmbito da entrega</b>	<b>118</b>
<b>6</b>	<b>Carregamento</b>	<b>119</b>
<b>7</b>	<b>Funcionamento</b>	<b>120</b>
7.1	Ligar/desligar o produto e selecionar o nível de utilização	120
7.2	Tratamentos	121
7.3	O que deve esperar	121
7.4	Possíveis efeitos secundários	122
7.5	Aplicação	122
<b>8</b>	<b>Limpeza</b>	<b>124</b>
<b>9</b>	<b>Armazenamento</b>	<b>124</b>
<b>10</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>125</b>
<b>11</b>	<b>Dados técnicos</b>	<b>126</b>
<b>12</b>	<b>Declaração de Conformidade</b>	<b>127</b>
<b>13</b>	<b>Eliminação</b>	<b>127</b>
13.1	Eliminar a embalagem	127
13.2	Eliminação de aparelhos obsoletos	127
<b>14</b>	<b>Informações sobre a garantia</b>	<b>127</b>
<b>15</b>	<b>Serviço de assistência ao cliente</b>	<b>128</b>

# I Âmbito de entrega/componentes do produto

- |   |                          |   |                                  |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | FaceTite Mini            | 6 | Indicador dos níveis de potência |
| 2 | Eléttodos                | 7 | Indicador da bateria             |
| 3 | Superfície de tratamento | 8 | Ficha de carregamento            |
| 4 | Luz LED                  | 9 | Cabo USB                         |
| 5 | Botão de controlo        |   |                                  |

PT

## 2 Geral

### 2.1 Ler e conservar o manual de instruções



Este manual de operação pertence ao FaceTite Mini (doravante também referido como o "produto"). Este manual contém informações relevantes relativas à colocação em funcionamento e ao manuseamento.

O manual de instruções baseia-se nas normas e regulamentos aplicáveis na União Europeia. Tenha em atenção, igualmente, às diretrizes e leis específicas de cada país.

Leia cuidadosamente o manual de instruções, em particular as instruções de segurança, antes de ligar o produto. A inobservância deste manual de instruções pode resultar em lesões graves ou danos no produto.

ConsERVE o manual de instruções para futura referência. Se ceder o produto a terceiros, certifique-se de que também disponibiliza este manual de instruções.

### 2.2 Legenda de símbolos

Os seguintes símbolos presentes neste manual de instruções são utilizados no produto ou na embalagem.

## ADVERTÊNCIA!

Este símbolo/palavra-chave sinaliza um perigo com grau de risco médio, que, se não for evitado, pode resultar em morte ou lesões graves.

## CUIDADO!

Este símbolo/palavra-chave sinaliza um perigo com grau de risco baixo, que, se não for evitado, pode resultar numa lesão ligeira ou moderada.

## AVISO!

Esta palavra-chave alerta para possíveis danos materiais.



Este símbolo fornece-lhe informações adicionais úteis sobre a montagem ou o funcionamento.



Declaração de Conformidade (ver o capítulo "Declaração de Conformidade"): os produtos assinalados com este símbolo estão em conformidade com todas as disposições comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Não utilize o produto perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

## 3 Segurança

### 3.1 Utilização adequada

O produto foi concebido exclusivamente para fins de tratamento antienvelhecimento do rosto.

O produto destina-se exclusivamente à utilização pessoal e não é adequado para uso comercial.

Utilize o produto apenas como descrito no presente manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e poderá resultar em danos materiais ou lesões pessoais. Este produto não é um brinquedo.

O fabricante ou distribuidor não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização inadequada ou incorreta do produto.

### 3.2 Instruções de segurança

#### ADVERTÊNCIA! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Ligue o cabo de ligação apenas se a tensão de rede da tomada corresponder à indicada na etiqueta de identificação.
- O produto apenas pode ser alimentado com uma tensão baixa de segurança.
- Nunca utilize o produto ou o cabo USB caso este apresente danos visíveis. O fabricante ou o serviço de assistência ao cliente deve substituir os componentes danificados ou defeituosos a fim de evitar possíveis riscos.
- O produto deve ser somente utilizado com o cabo USB fornecido.
- O cabo USB fornecido apenas deve ser ligado ao produto. Não utilize o cabo para outros fins que não o especificado.



- Nunca abra a carcaça do produto. Solicite a sua reparação junto de um técnico especializado. Para tal, contacte o serviço de assistência ao cliente. Caso se verifique uma reparação realizada por parte do utilizador ou de terceiros, uma ligação incorreta ou um funcionamento defeituoso, o direito de responsabilidade e de garantia do produto são anulados.
- Não utilize o produto durante o processo de carregamento.
- Não mergulhe o produto ou o cabo USB em água ou noutros líquidos.
- Mantenha o cabo USB afastado da água. O cabo USB não é à prova de água.
- Desligue sempre o produto quando não o estiver a utilizar, quando pretender limpá-lo ou em caso de mau funcionamento. Desligue sempre o cabo USB quando não pretender carregar o produto.
- Nunca toque no cabo USB com as mãos molhadas ou húmidas.
- Nunca insira objetos dentro da carcaça do produto.
- Nunca movimente, puxe ou transporte o produto pelo cabo USB.

- Mantenha o produto e o cabo USB ao abrigo de chamas abertas e superfícies quentes.
- Utilize o produto apenas em espaços interiores.

PT



**ADVERTÊNCIA! PERIGOS PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS (POR EXEMPLO, PARCIALMENTE INCAPACITADAS, PESSOAS IDOSAS COM CAPACIDADES FÍSICAS E MENTAIS REDUZIDAS) OU FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO (POR EXEMPLO, CRIANÇAS MAIS VELHAS).**

- Este produto não pode ser operado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (por exemplo, pessoas portadoras de deficiência física, idosos com capacidades físicas e mentais reduzidas) ou falta de experiência e conhecimentos (p. ex., crianças mais velhas).

- Mantenha o produto e o cabo de ligação fora do alcance das crianças.
- O produto não é um brinquedo para crianças.
- A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças.

## CUIDADO!

### **Não utilize o produto se:**

- tem um pacemaker, desfibrilador interno ou implante elétrico em qualquer parte do corpo.
- sofre de doenças endócrinas não controladas, como diabetes e doenças da tiroide
- tem um historial clínico de cancro da pele, sofre atualmente de cancro ou tem um melanoma maligno.
- foi submetido(a) a um tratamento com radioterapia ou quimioterapia nos últimos três meses ou apresenta zonas potencialmente cancerosas (cancro da pele).
- tem um sistema imunitário debilitado devido a doenças imunossupressoras, como SIDA e VIH, ou está a ser medicado(a) com imunossupressores.
- tomou isotretinoína (Accutane®) nos seis meses anteriores ao tratamento.
- sofre de uma doença relacionada com a fotossensibilidade, como porfíria, erupção polimórfica à luz, urticária solar, lúpus, etc.
- sofre de epilepsia.
- está grávida ou a amamentar.

**i Não aplique em zonas que:**

- têm um implante permanente, como placas e parafusos metálicos, implantes de silicone ou zonas preenchidas por injeção ou toxinas.
- apresentam reações cutâneas ativas, como feridas, psoríase, eczema, erupções cutâneas, cortes abertos, abrasões ou lesões.
- têm pele com traumatismos ou ferimentos.
- estiveram recentemente expostas ao sol sem ter sido utilizado qualquer tipo de proteção (aguardar um dia); para peles bronzeadas ou queimadas pelo sol, aguardar três dias.
- foram submetidas a cirurgia três meses antes do tratamento.
- apresentam tatuagens.
- têm pelos compridos ou espessos. A aplicação do produto pode causar hematomas ligeiros.

**i Se verificar algum efeito secundário, como comichão cutânea, nas 48 horas seguintes à primeira utilização, contacte o seu médico antes de prosseguir com a utilização do produto.****i Consulte o seu médico se:**

- tem rosácea couperose ou rosácea.
- tem um historial clínico recidivo na área de tratamento de doenças provocadas pelo calor, como herpes simplex. Neste caso, apenas deve proceder a um tratamento profilático.
- foi medicado(a) por profissionais de saúde com medicamentos para tratamento da pele nos últimos seis meses.
- tem um historial clínico de doenças de pele, queloides, cicatrização difícil de feridas, e pele muito seca e sensível.
- tem outra condição que, na opinião do seu médico ou dermatologista, tornaria o tratamento pouco seguro para si.

## AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Utilize o produto numa superfície de trabalho plana, seca, resistente ao calor, suficientemente estável e de fácil acesso. Não coloque o produto na extremidade ou aresta da superfície de trabalho.
- Nunca coloque o produto sobre ou perto de superfícies quentes (placas de aquecimento, etc.) e nunca o exponha a temperaturas elevadas (aquecimento, etc.) ou a condições atmosféricas (chuva, etc.).
- Mantenha o produto e o cabo de alimentação afastados de chamas abertas e superfícies quentes.
- Nunca mergulhe o produto em água para o limpar.
- Nunca coloque o produto na máquina de lavar louça. Se o fizer, poderá destruí-lo.
- Não utilize o produto se algum dos seus componentes apresentar fissuras ou rachas ou estiver deformado. Substitua os componentes danificados apenas por peças sobresselentes originais adequadas.
- Não efetue quaisquer reparações ou modificações no produto por iniciativa própria. Confie sempre as reparações a pessoal qualificado.

- Utilize o produto apenas a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 35 °C.
- Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas por utilizadores.
- Este aparelho contém baterias não substituíveis. Quando a vida útil da bateria chegar ao fim, o aparelho deverá ser descartado adequadamente.

PT

## 4 Descrição do produto

Este produto foi concebido para reduzir os sinais de envelhecimento no rosto. Este utiliza a tecnologia de RF, que incide sobre as linhas finas do rosto. Penetra profundamente na derme para restaurar a produção de colagénio, reafirmar a pele e reduzir as rugas ou as linhas finas dos olhos.

O produto permite tratar as seguintes zonas do rosto (consulte a **Fig. B**):

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A</b> Linhas entre as sobrancelhas | <b>D</b> Rugas ao redor dos lábios |
| <b>B</b> Pés de galinha               | <b>E</b> Bigode chinês             |
| <b>C</b> Linhas finas sob os olhos    | <b>F</b> Saco lacrimal             |

## 5 Verifique o produto e o âmbito da entrega

**AVISO! PERIGO DE DANOS!**

- i** Se não tiver cuidado ao abrir a embalagem com uma faca afiada ou qualquer outro objeto pontiagudo, o

produto pode danificar-se muito rapidamente. Abra o produto com o máximo de cuidado.

1. Retire o produto da embalagem.
2. Certifique-se de que todas as peças estão incluídas na embalagem (consulte a **Fig. A**).
3. Verifique se o produto ou as peças individuais apresentam danos. Se tal se verificar, não utilize o produto. Contacte o nosso serviço de assistência ao cliente.

PT

## 6 Carregamento

### ADVERTÊNCIA! PERIGO DE LESÕES!

- Não carregue o produto quando este estiver molhado ou em utilização. Certifique-se de que o produto está seco antes de o carregar.
- Carregue o produto exclusivamente com o cabo USB fornecido.
- Carregue o produto exclusivamente a temperaturas entre 0 e 40 °C.
- Desligue sempre o cabo de ligação USB após o carregamento.



- Carregue totalmente a bateria antes da primeira colocação em funcionamento.
- O indicador da bateria **7** pisca a cor de laranja quando a bateria está fraca. Carregue novamente o produto.
- Não é possível utilizar o produto durante o carregamento.
- Uma vez totalmente carregado, o produto pode ser utilizado durante 20 a 30 minutos. O tempo de utilização do produto varia consoante o nível de potência utilizado.

PT

1. Ligue a extremidade mais pequena do cabo USB **9** à porta de carregamento **8** do produto.
2. Ligue a extremidade mais larga do cabo USB à porta USB de uma fonte de alimentação USB compatível (por ex., adaptador de alimentação USB ou computador) para carregar.  
O carregamento começa automaticamente e o indicador da bateria pisca a verde.
3. Quando o produto está totalmente carregado, o indicador da bateria acende-se continuamente a verde. Retire o cabo USB da ficha de carregamento e da fonte de alimentação USB.

## 7 Funcionamento

### 7.1 Ligar/desligar o produto e selecionar o nível de utilização



- O produto possui 4 níveis de utilização. O nível 1 tem a potência mais baixa, o nível 4 a mais alta.
- É possível ligar/desligar o produto ou comutar o nível de utilização através do botão de controlo **5**.

1. Prima o botão de controlo e mantenha-o premido durante 2 segundos.

O nível 1 é ativado. O indicador do nível de potência **6** acende-se a branco.

Prima novamente o botão de controlo para comutar para o próximo nível de utilização.

Após o nível 4, o indicador de nível passa novamente para o nível 1.



2. Prima o botão de controlo e mantenha-o novamente premido durante 2 segundos.  
O produto é desligado.

## 7.2 Tratamentos

- Comece com o nível 1 e mude para outro nível, desde que a temperatura na superfície de tratamento seja confortável.
- Para assegurar a máxima eficácia, utilize o produto durante três a cinco minutos em cada área de tratamento.
- Durante as primeiras oito semanas, utilize o produto entre duas a três vezes por semana.
- Após as oito semanas, utilize o produto semanalmente para não perder o efeito.

### Para assegurar a máxima eficácia:

- Antes de utilizar o produto, certifique-se de que aplica Slider Gel (ou outro gel à base de água) suficiente para cobrir os elétrodos na superfície de tratamento.
- Não deixe o produto repousar na mesma área do corpo. Mantenha o produto em movimento, aplicando o gel em toda a superfície de tratamento. Dessa forma, evita o sobreaquecimento da pele e reduz a ocorrência de reações indesejáveis.
- Certifique-se de que os três elétrodos **2** mantêm sempre contacto total com a pele.
- Se sentir desconforto devido ao nível do produto, reduza-o para um nível mais confortável.
- Comute o nível do produto apenas quando este não está em contacto com a pele.

## 7.3 O que deve esperar

Durante um tratamento pode verificar o seguinte:

- Uma sensação de calor
- Vermelhidão ou inchaço ligeiro: estas reações tendem a desaparecer dentro de poucas horas ou no espaço de um dia.
- Um zumbido da corrente de RF.

## 7.4 Possíveis efeitos secundários

A observância cuidadosa das instruções e a devida atenção a todos os avisos tornam a ocorrência de complicações e efeitos secundários muito rara. Não obstante, todos os tratamentos cosméticos, incluindo os de aplicação doméstica, envolvem determinados riscos. Por conseguinte, é importante que compreenda e aceite os riscos e as complicações que possam surgir.

- Edemas (inchaço) e eritema (vermelhidão) são reações raramente observadas após o tratamento e, na maioria dos casos, desaparecem no espaço de apenas alguns dias. Caso estes sinais se manifestem, aplique imediatamente um pano húmido e fresco para arrefecer a área durante, no mínimo, 10 minutos e, em seguida, aplique um creme para queimaduras.
- Em casos excepcionais, o utilizador pode verificar a dilatação dos capilares sanguíneos superficiais. É possível que esta reação cause uma vermelhidão temporária que se prolongará por alguns dias. Além disso, é possível que surjam manchas vermelhas nalguns vasos capilares, que também acabarão por desaparecer com o tempo. Se estes sinais se manifestarem, aconselha-se o arrefecimento imediato da área com água fria. Contacte imediatamente um médico se apresentar sintomas recorrentes, nomeadamente dor, vermelhidão, inchaço ou sensação de ardor.

**i** Contacte imediatamente um médico se apresentar sintomas recorrentes, nomeadamente dor, vermelhidão, inchaço ou sensação de ardor.

**i** Caso ocorram efeitos secundários não previstos, nomeadamente, comichão, nas 48 horas após o primeiro tratamento, deverá consultar um médico antes de continuar o tratamento.

## 7.5 Aplicação

1. Certifique-se de que a sua pele está limpa e seca, e de que removeu todas as joias e acessórios.
2. Retire o produto e os outros componentes da embalagem.
3. Remova a película de proteção dos elétrodos **2**.

4. Ligue o produto: prima o botão de controlo **5**. O produto liga automaticamente no nível I e a luz indicadora acende.

**i** Verifique a data de expiração do Slider Gel.

5. Aplique uma camada fina do Slider Gels na superfície de tratamento do produto.

**i** O Slider Gel (ou outro gel à base de água) facilita a aplicação uniforme da superfície de tratamento sobre a pele e propicia a sua condutividade. Para garantir um tratamento seguro e eficaz, comece sempre por aplicar o Slider Gel e, se necessário, reaplique.

6. Coloque o produto com o nível I ativado sobre a área a ser tratada. Certifique-se que o produto assenta adequadamente sobre a pele. Sentirá uma ligeira sensação de calor.
7. Mova o produto suavemente, utilizando movimentos de massagem sobre a área a ser tratada. Proceda lenta e cuidadosamente. Não deixe de mover o aparelho e certifique-se de que os três eléctrodos permanecem em contacto total com a pele enquanto trata a área.
8. Trate **cada** área durante, no mínimo, três a cinco minutos, mantendo o produto em constante movimento.
9. Aumente o nível de forma progressiva. O nível mais intenso irá produzir os melhores resultados, porém é importante que defina o nível mais confortável consoante a área que está a tratar.

**i** Sentirá a temperatura da pele aumentar à medida que aumenta o nível. Por norma, é necessário aproximadamente um minuto para que o produto atinja a temperatura desejada. Durante o tratamento, a pele ficará um pouco vermelha. Não se preocupe, esta situação é normal.

Se se sentir desconfortável, interrompa imediatamente a utilização do produto.

10. Primeiro, procure mover o produto lentamente. Se a superfície de tratamento estiver quente e causar mal-estar, tente mover o produto mais rapidamente.
11. Limpe a área tratada: elimine os resíduos do Slider Gels da superfície de tratamento **3** e limpe a pele com água morna. Seque a pele e aplique cremes hidratantes para o rosto.

## 8 Limpeza

### AVISO! PERIGO DE CURTO-CIRCUITO!

- Não mergulhe o produto em água ou noutros líquidos.
- Certifique-se de que não deixa entrar água ou outros líquidos no interior do aparelho.

### AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas metálicas ou de nylon ou acessórios de limpeza afiados ou metálicos, como facas, espátulas rígidas ou semelhantes. Estes podem danificar as superfícies do aparelho.
1. Desligue o produto. Remova cuidadosamente os resíduos de Slider Gel existentes na superfície de tratamento **3** com um papel limpo e húmido (por ex., papel higiénico ou pano). Certifique-se de que remove todos os resíduos de gel para evitar a sua solidificação ou a deterioração do produto. Também é possível utilizar álcool a 65%.
  2. Limpe o produto e a superfície de tratamento com um pano ligeiramente humedecido.
  3. Seque o produto com um pano macio e seco.

## 9 Armazenamento

Após a limpeza do aparelho, é recomendado guardá-lo na respetiva embalagem original. Certifique-se de que o aparelho está totalmente seco antes de o armazenar.

## 10 Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenos erros, que podem ser resolvidos pelo próprio utilizador. Para proceder à resolução destes erros, siga as instruções da tabela abaixo. Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência ao cliente. Nunca tente reparar o produto.

Avaria	Causa possível	Resolução
O produto não liga.	A bateria está descarregada.	Carregue o produto (consulte o capítulo "Carregar a bateria").
O indicador da bateria <b>7</b> pisca cor de laranja.	A bateria está quase vazia.	
Não se sente calor, mesmo quando o produto está ligado.	O contacto da pele com a superfície de tratamento <b>3</b> é insuficiente ou foi aplicada uma quantidade insuficiente de Slider Gel na superfície de tratamento.	Aplique Slider Gel suficiente na superfície de tratamento e certifique-se de que a mesma toca totalmente na pele do rosto.
Uma ou mais luzes do indicador de nível <b>6</b> piscam continuamente.	Ocorreu uma avaria.	Desligue totalmente o produto e, em seguida, volte a ligá-lo.

## II Dados técnicos

Modelo:	FAC01
Tecnologia:	Tecnologia com base em RF e luz LED
Tecnologia com base em luz LED:	630 nm $\pm$ 5 nm
RF:	1 MHz $\pm$ 30%; máx. 13 W
Funcionamento e segurança:	<b>Sensor térmico e estabilizador térmico:</b>

Permitem medir a temperatura da pele, estabilizar o calor e prevenir o sobreaquecimento. Quando a temperatura da pele atinge os 43 °C, o estabilizador suspende automaticamente a emissão de calor até que a temperatura da pele tenha descido o suficiente para que o estabilizador possa voltar a aquecer.

### **Sensor de movimento:**

O sensor apenas emite calor por RF quando o produto é movido sobre a pele.

Peso do produto:	aprox. 51 g
Temperatura de funcionamento:	10 °C a 35 °C
Temperatura de armazenamento:	-20 °C a +60 °C
Humidade relativa durante o funcionamento:	30 a 75%
Humidade relativa durante o armazenamento:	10 a 75%
Pressão ambiente durante o funcionamento:	500 a 1060 hPa
Pressão ambiente durante o armazenamento:	700 a 1060 hPa
Tensão de entrada:	5 V/1 A===
Capacidade da bateria:	500 mAh
Ficha de carregamento:	USB-C
Tempo de carregamento:	aprox. 3 horas
Tempo de funcionamento:	20 a 30 minutos com a bateria totalmente carregada

## 12 Declaração de Conformidade

**CE** A Declaração de Conformidade da UE pode ser solicitada na morada indicada no fim deste manual.

## 13 Eliminação

### 13.1 Eliminar a embalagem



Elimine a embalagem do aparelho de acordo com a sua tipologia. Coloque o papel e o cartão no contentor do papel usado e as películas no contentor de materiais recicláveis.

PT

### 13.2 Eliminação de aparelhos obsoletos

Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas para recolha seletiva de materiais recicláveis.



**Os aparelhos obsoletos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico!**

Se o produto se tornar obsoleto, cada consumidor é **legalmente obrigado a eliminar os aparelhos**

**obsoletos separadamente do lixo doméstico**, por ex., num ponto de recolha no seu município/freguesia. Isto garante a reciclagem adequada dos aparelhos obsoletos e evita repercussões prejudiciais a nível ambiental. Como tal, os aparelhos elétricos encontram-se assinalados com o símbolo acima apresentado.



**As baterias e as baterias recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico!**

Como consumidor, está legalmente obrigado a devolver todas as baterias e baterias recarregáveis,

independentemente de estas conterem, ou não, substâncias nocivas\*, a um ponto de recolha no seu município/cidade ou a uma loja, de forma que não constituam um perigo para o ambiente.

\*Assinaladas com: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo, Li = lítio

## 14 Informações sobre a garantia

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia,

certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

## **15 Serviço de assistência ao cliente**

**PT**

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) como PDF.

Número de serviço: +31 (0)180-330550

Email: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## Νομική υπόδειξη

Η Invention Works B.V. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μετατροπές προϊόντων ή προδιαγραφών, προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση ή την ασφάλεια λειτουργίας τους, ή προκειμένου να απλουστεύσει τη διαδικασία παραγωγής. Οι πληροφορίες που διαθέτει η Invention Works B.V. τη χρονική στιγμή της παρούσας δημοσίευσης θεωρούνται ορθές και αξιόπιστες. Ωστόσο, η Invention Works B.V. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρησιμοποίησή τους. Δεν παραχωρείται καμία άδεια ούτε σιωπηρά, ούτε λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ούτε λόγω δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας της Invention Works B.V.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση κανενός τμήματος του παρόντος εγγράφου για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε μορφή, είτε με ηλεκτρονικά είτε με μηχανικά μέσα, χωρίς τη ρητή, γραπτή έγκριση της Invention Works B.V. Με την επιφύλαξη μετατροπών των δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η Silk'n Beauty Ltd. διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος εγγράφου. Η διάθεση του εγγράφου αυτού δε σας παραχωρεί καμία άδεια σε αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει ρυθμιστεί ρητά σε γραπτή συμφωνία της Silk'n Beauty Ltd. Με την επιφύλαξη μετατροπών των τεχνικών δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η ονομασία Silk'n και το λογότυπο Silk'n-Logo είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της εταιρίας Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Ολλανδία

www.silk'n.eu – info@silk'n.eu

GR

# Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Συνοδευτικά παράδοσης/εξαρτήματα προϊόντος</b>	<b>131</b>
<b>2</b>	<b>Γενικά</b>	<b>131</b>
2.1	Διαβάστε και φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης	131
2.2	Επεξήγηση συμβόλων	131
<b>3</b>	<b>Ασφάλεια</b>	<b>132</b>
3.1	Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό	132
3.2	Οδηγίες ασφαλείας	133
<b>4</b>	<b>Περιγραφή προϊόντος</b>	<b>140</b>
<b>5</b>	<b>Ελέγξτε το προϊόν και ό,τι συνοδεύει την παράδοση</b>	<b>141</b>
<b>6</b>	<b>Επαναφόρτιση</b>	<b>141</b>
<b>7</b>	<b>Χειρισμός</b>	<b>143</b>
7.1	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος και επιλογή του επιπέδου χρήσης	143
7.2	Θεραπείες	143
7.3	Τι πρέπει να περιμένετε	144
7.4	Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες	144
7.5	Εφαρμογή	145
<b>8</b>	<b>αθαρισμός</b>	<b>147</b>
<b>9</b>	<b>Φύλαξη</b>	<b>148</b>
<b>10</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>148</b>
<b>11</b>	<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	<b>149</b>
<b>12</b>	<b>Δήλωση συμμόρφωσης</b>	<b>150</b>
<b>13</b>	<b>Διάθεση</b>	<b>150</b>
13.1	Απόρριψη συσκευασίας	150
13.2	Απόρριψη παλιάς συσκευής	150
<b>14</b>	<b>Πληροφορίες εγγύησης</b>	<b>151</b>
<b>15</b>	<b>Εξυπηρέτηση πελατών</b>	<b>151</b>

# 1 Συνοδευτικά παράδοσης/εξαρτήματα προϊόντος

- |   |                     |   |                            |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| 1 | FaceTite Mini       | 6 | Ένδειξη επιπέδου ενέργειας |
| 2 | Ηλεκτρόδια          | 7 | Ένδειξη μπαταρίας          |
| 3 | Επιφάνεια εφαρμογής | 8 | Θύρα φόρτισης              |
| 4 | Φωτάκια LED         | 9 | Καλώδιο USB                |
| 5 | Κουμπί ελέγχου      |   |                            |

GR

## 2 Γενικά

### 2.1 Διαβάστε και φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης



Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης συνοδεύει αυτό το FaceTite Mini (εφεξής αναφέρεται επίσης ως "προϊόν"). Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία.

Το εγχειρίδιο χρήσης βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, λάβετε επίσης υπόψη τις οδηγίες και τους νόμους της εκάστοτε χώρας.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ιδίως τις οδηγίες ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου χρήσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή βλάβη στο προϊόν.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω χρήση. Εάν παραδώσετε το προϊόν σε τρίτους, φροντίστε να συμπεριλάβετε οπωσδήποτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

### 2.2 Επεξήγηση συμβόλων

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, στο προϊόν ή στη συσκευασία.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτό το εικονίδιο/λέξη περιγράφει έναν κίνδυνο μεσαίου βαθμού επικινδυνότητας, ο οποίος εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτό το εικονίδιο/λέξη περιγράφει έναν κίνδυνο χαμηλού βαθμού επικινδυνότητας, ο οποίος εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ασήμαντο ή μικρό τραυματισμό.

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη προειδοποιεί για πιθανές υλικές ζημιές.



Αυτό το σύμβολο παρέχει χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες για τη συναρμολόγηση ή τη λειτουργία.



Δήλωση συμμόρφωσης (βλέπε κεφάλαιο "Δήλωση συμμόρφωσης"): Τα προϊόντα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες κοινοτικές προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.



Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία με νερό.

## 3 Ασφάλεια

### 3.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για αντιγηραντικές θεραπείες προσώπου.

Προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση και δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ακόμη και σε τραυματισμούς. Το προϊόν δεν είναι παιδικό παιχνίδι.

Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση.

### 3.2 Οδηγίες ασφαλείας

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

- Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μόνο εάν η τάση στο τερματικό της πηγής ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχεί στις τιμές που αναγράφονται στην επιγραφή τεχνικών πληροφοριών του κατασκευαστή.
- Το προϊόν επιτρέπεται να τροφοδοτείται μόνο από υπερχαμηλή τάση ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ή το καλώδιο USB εάν παρουσιάζουν ορατή ζημιά. Ο κατασκευαστής ή η εξυπηρέτηση πελατών οφείλει να αντικαταστήσει τα κατεστραμμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα για την αποφυγή κινδύνων.

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- Το παρεχόμενο καλώδιο USB πρέπει να συνδέεται μόνο στο προϊόν. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα και αναθέστε την επισκευή σε ειδικό. Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Η κάλυψη αστικής ευθύνης και η εγγύηση δεν ισχύουν σε περίπτωση αυτοεπισκευών, ακατάλληλης σύνδεσης ή λανθασμένης λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Μην βυθίζετε το προϊόν ή το καλώδιο USB σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Κρατήστε το καλώδιο USB μακριά από νερό, καθώς δεν είναι αδιάβροχο.
- Απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε, όταν θέλετε να το καθαρίσετε ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο USB όταν δεν θέλετε να φορτίσετε το προϊόν.
- Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο USB με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στο περίβλημα.
- Ποτέ μην μετακινείτε, τραβάτε ή μεταφέρετε το προϊόν από το καλώδιο USB.
- Κρατήστε το προϊόν και το καλώδιο USB μακριά από ανοιχτές φλόγες και καυτές επιφάνειες.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Π.Χ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΉ ΑΝΑΠΗΡΊΑ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Ή ΛΟΓΩ ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ ΠΑΙΔΊΑ).**

- Τα παιδιά και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες (π.χ. άτομα με σωματική αναπηρία, ηλικιωμένα άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες) ή τα άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων (π.χ. μεγαλύτερα παιδιά) δεν πρέπει να χειρίζονται το προϊόν.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν και τη γραμμή σύνδεσης.



- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

### Μην το χρησιμοποιείτε εάν:

- έχετε βηματοδότη, εσωτερικό απινιδωτή ή ηλεκτρικό εμφύτευμα οπουδήποτε στο σώμα σας.
- πάσχετε από ανεπαρκώς ρυθμισμένες ενδοκρινικές διαταραχές, όπως ο διαβήτης και ο θυρεοειδής.
- έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος, ενεργό καρκίνο ή ελιές σε προκαρκινικό στάδιο.
- έχετε υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία τους τελευταίους 3 μήνες ή υπάρχουν σημεία στο δέρμα σας που μπορεί δυνητικά να παρουσιάσουν επιθετική μορφή καρκίνου.
- έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω ανοσοκατασταλτικών ασθενειών όπως το AIDS και ο HIV ή λαμβάνετε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
- έχετε λάβει ισοτρετινοΐνη (Accutane®) εντός 6 μηνών πριν από τη θεραπεία.
- πάσχετε νόσο που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, όπως πορφυρία, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, ηλιακή κνίδωση, λύκο κ.λπ.
- πάσχετε από επιληψία.
- είστε έγκυος ή θηλάζετε.



### **Μην εφαρμόζετε σε περιοχές που:**

- έχετε μόνιμο εμφύτευμα, όπως μεταλλικές πλάκες και βίδες, εμφυτεύματα σιλικόνης ή περιοχές με ενέσιμο πληρωτικό ή τοξίνες.
- πάσχετε από ενεργές παθήσεις στην περιοχή θεραπείας, όπως πληγές, ψωρίαση, έκζεμα, εξανθήματα, ανοιχτά σχισίματα, εκδορές ή αλλοιώσεις.
- έχετε τραυματισμένο ή πληγωμένο δέρμα.
- έχετε εκτεθεί πρόσφατα στον ήλιο χωρίς προστασία (περιμένετε 1 ημέρα). Σε περίπτωση μαυρισμένου ή ηλιοκαμένου δέρματος, περιμένετε 3 ημέρες.
- χειρουργηθήκατε τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη θεραπεία.
- έχετε τατουάζ.
- έχετε μακριά ή πυκνή τρίχα. Η εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ελαφριές μελανιές.



### **Εάν εμφανίσετε παρενέργειες, όπως φαγούρα στο δέρμα, εντός 48 ωρών από την πρώτη εφαρμογή, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν συνεχίσετε τη χρήση.**



### **Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν:**

- πάσχετε από ροδόχρους νόσο ή ροδόχρους ακμή.
- έχετε ιστορικό νόσου που διεγείρεται από θερμότητα, όπως υποτροπιάζοντα απλό έρπητα στην περιοχή θεραπείας. Σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπεται μόνο η προληπτική θεραπεία.
- έχετε χρησιμοποιήσει ιατρικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα για το δέρμα σας μέσα στους τελευταίους 6 μήνες.
- έχετε ιστορικό δερματικών παθήσεων, χηλοειδή, διαταραχές επούλωσης πληγών, πολύ ξηρό ή ευαίσθητο δέρμα.
- πάσχετε από κάποια άλλη πάθηση που, κατά τη γνώμη του γιατρού ή του δερματολόγου σας, θα καθιστούσε τη θεραπεία μη ασφαλή για εσάς.

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ!

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε μια εύκολα προσβάσιμη, επίπεδη, στεγνή, ανθεκτική στη θερμότητα και επαρκώς σταθερή επιφάνεια εργασίας. Μην τοποθετείτε το προϊόν στην περιμετρικά ή στην άκρη της επιφάνειας εργασίας.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε καυτές επιφάνειες (εστίες κ.λπ.) και ποτέ μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες (θέρμανση κ.λπ.) ή καιρικές συνθήκες (βροχή κ.λπ.).
- Κρατήστε το προϊόν και τα καλώδια τροφοδοσίας μακριά από ανοιχτές φλόγες και καυτές επιφάνειες.
- Ποτέ μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό για να το καθαρίσετε.
- Ποτέ μη βάζετε το προϊόν στο πλυντήριο πιάτων, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα το καταστρέψετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν κάποιο από τα εξαρτήματά του έχει τρυπήσει ή ραγίσει ή είναι παραμορφωμένο. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη μόνο με τα κατάλληλα, γνήσια ανταλλακτικά.

- Μην κάνετε ανεξάρτητες επισκευές ή τροποποιήσεις στο προϊόν. Να αναθέτετε τις επισκευές μόνο σε εκπαιδευμένο προσωπικό.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 35 °C.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τους χρήστες.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Όταν παρέλθει η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σωστά.

#### 4 Περιγραφή προϊόντος

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τα σημάδια γήρανσης στο πρόσωπο. Χρησιμοποιεί τεχνολογία RF, η οποία επηρεάζει τις λεπτές περιοχές του προσώπου. Διεισδύει βαθιά στο χόριο, ώστε να αποκαταστήσει τα κολλαγόνα, να συσφίξει τους ιστούς και να μειώσει τις ρυτίδες των ματιών ή τις λεπτές γραμμές.

Μπορείτε να εφαρμόσετε το προϊόν στις ακόλουθες περιοχές του προσώπου σας (βλ. **εικ. Β**):

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>A</b> Πτυχές μεταξύ των φρυδιών        | <b>D</b> Ρυτίδες στόματος    |
| <b>B</b> Ρυτίδες ματιών                   | <b>E</b> Ρινοχειλικές πτυχές |
| <b>C</b> Λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια | <b>F</b> Δακρυϊκή αύλακα     |

## 5 Ελέγξτε το προϊόν και ό,τι συνοδεύει την παράδοση

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ!

**i** Εάν δεν είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τη συσκευασία με αιχμηρό μαχαίρι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, το προϊόν μπορεί να καταστραφεί άμεσα. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν ανοίγετε το προϊόν.

1. Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία.
2. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα (βλ. **εικ. Α**).
3. Ελέγξτε αν το προϊόν ή μεμονωμένα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

## 6 Επαναφόρτιση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Μην φορτίζετε το προϊόν όταν είναι σε χρήση ή βρεγμένο. Βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνό πριν από τη φόρτιση.

- Φορτίζετε το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- Φορτίζετε το προϊόν μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 40 °C.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο σύνδεσης USB μετά τη φόρτιση.

GR



- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Η ένδειξη μπαταρίας **7** αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε το προϊόν.
- Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 20-30 λεπτά. Η διάρκεια χρήσης του προϊόντος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο ενέργειας.

1. Συνδέστε το μικρότερο άκρο του καλωδίου USB **9** στη θύρα φόρτισης **8** του προϊόντος.
2. Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB μιας συμβατής πηγής τροφοδοσίας USB (π.χ. τροφοδοτικό USB ή υπολογιστή) για να φορτίσετε το προϊόν.

Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα και η ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

3. Όταν το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο, η ένδειξη της μπαταρίας είναι συνεχώς πράσινη. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη θύρα φόρτισης και την πηγή τροφοδοσίας USB.

## 7 Χειρισμός

### 7.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος και επιλογή του επιπέδου χρήσης



- Το προϊόν έχει 4 επίπεδα χρήσης. Το επίπεδο 1 έχει τη χαμηλότερη ισχύ, ενώ το επίπεδο 4 την υψηλότερη.
- Με το κουμπί ελέγχου **5** μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το προϊόν ή να αλλάζετε το επίπεδο χρήσης.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα.

Το επίπεδο 1 ενεργοποιείται. Η ένδειξη επιπέδου ενέργειας **6** ανάβει με λευκό χρώμα.

Πατήστε ξανά το κουμπί ελέγχου για να μεταβείτε στο επόμενο επίπεδο χρήσης.

Μετά το επίπεδο 4, η ένδειξη του επιπέδου ξεκινά και πάλι από το επίπεδο 1.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά το κουμπί ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα.

Το προϊόν απενεργοποιείται.

### 7.2 Θεραπείες

- Ξεκινήστε με το επίπεδο ισχύος 1 και αλλάξτε σε άλλο επίπεδο ισχύος, εφόσον η θερμοκρασία στην επιφάνεια εφαρμογής είναι ανεκτή.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν για 3 έως 5 λεπτά σε κάθε περιοχή θεραπείας για μέγιστη αποτελεσματικότητα.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν 2 έως 3 φορές την εβδομάδα για τις πρώτες οχτώ εβδομάδες.
- Μετά από οχτώ εβδομάδες, θα πρέπει να εφαρμόζετε το προϊόν σε εβδομαδιαία βάση για να διατηρήσετε το αποτέλεσμα.

## Για μέγιστη αποτελεσματικότητα:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απλώσει αρκετό Slider Gel (ή άλλο τζελ με βάση το νερό) για να καλύψετε τα ηλεκτρόδια στην επιφάνεια εφαρμογής πριν από τη χρήση.
- Μην εφαρμόζεται το προϊόν μόνο σε ένα μέρος. Συνεχίστε με την κίνηση του προϊόντος καλύπτοντας ολόκληρη την περιοχή θεραπείας. Αυτό αποτρέπει την υπερθέρμανση του δέρματος και μειώνει την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών.
- Βεβαιωθείτε ότι τα 3 ηλεκτρόδια **2** έχουν πάντα πλήρη επαφή με το δέρμα.
- Εάν νιώθετε δυσφορία με το επίπεδο ενέργειας που έχετε επιλέξει, μειώστε το σε ένα επίπεδο που σας βολεύει.
- Αλλάξτε το επίπεδο ενέργειας μόνο όταν το προϊόν δεν έρχεται σε επαφή με το δέρμα.

## 7.3 Τι πρέπει να περιμένετε

Κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας μπορεί να παρατηρήσετε τα εξής:

- Αίσθηση θερμότητας
- Ερυθρότητα ή ήπιο πρήξιμο: Αυτό θα πρέπει να υποχωρήσει μέσα σε λίγες ώρες ή έως μία ημέρα μετά.
- Έναν βόμβο ήχο της ενέργειας RF.

## 7.4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Εάν ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες και λαμβάνονται υπόψη όλες οι προειδοποιήσεις, οι επιπλοκές και οι παρενέργειες παρουσιάζονται σπάνια. Ωστόσο, κάθε καλλυντική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών για οικιακή εφαρμογή, ενέχει κάποιον κίνδυνο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.

- Το υπερβολικό οίδημα (πρήξιμο) και το ερύθημα (ερυθρότητα) είναι σπάνιες αντιδράσεις στη θεραπεία, οι οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες. Εάν εμφανιστούν αυτά τα σημάδια, χρησιμοποιήστε αμέσως ένα υγρό, δροσερό πανί, δροσίστε



την περιοχή για τουλάχιστον 10 λεπτά και εφαρμόστε μια κρέμα εγκαύματος.

- Σε σπάνιες περιπτώσεις, η χρήση μπορεί να προκαλέσει διαστολή των επιφανειακών αιμοφόρων αγγείων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια προσωρινή ερυθρότητα που διαρκεί μερικές ημέρες. Επιπλέον, μπορεί να εμφανιστούν κόκκινες κηλίδες σε ορισμένα τριχοειδή αγγεία, οι οποίες επίσης υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου. Εάν εμφανιστούν αυτά τα σημάδια, σας συνιστούμε να δροσίσετε αμέσως την περιοχή με κρύο νερό. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας, εάν εμφανίζετε επίμονα συμπτώματα όπως πόνο, ερυθρότητα, πρήξιμο ή αίσθημα καύσου.

**i** Επισκεφθείτε το γιατρό σας, εάν εμφανίζετε επίμονα συμπτώματα όπως πόνο, ερυθρότητα, πρήξιμο ή αίσθημα καύσου.

**i** Εάν εμφανιστούν απροσδόκητες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως κνησμός, εντός 48 ωρών μετά την πρώτη θεραπεία, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν συνεχίσετε τη θεραπεία.

## 7.5 Εφαρμογή

1. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό και στεγνό και ότι έχετε βγάλει όλα τα κοσμήματα σας.
2. Βγάλτε το προϊόν και τα υπόλοιπα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
3. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη που καλύπτει τα ηλεκτρόδια **2**.
4. Ενεργοποίηση προϊόντος: Πατήστε το κουμπί ελέγχου **5**. Γίνεται αυτόματη ενεργοποίηση του προϊόντος στο επίπεδο ενέργειας I και ανάβει η ενδεικτική λυχνία επιπέδου ενέργειας I.

**i** Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του Slider Gel.

5. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα Slider Gel στην επιφάνεια εφαρμογής του προϊόντος.

**i** Το Slider Gel (ή άλλο τζελ με βάση το νερό) διευκολύνει την ομοιόμορφη ολίσθηση της επιφάνειας εφαρμογής πάνω στο

δέρμα και επιτρέπει την αγωγιμότητα. Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία, να ξεκινάτε πάντα με την εφαρμογή του Slider Gel και να εφαρμόζετε περισσότερο τζελ ανάλογα με τις ανάγκες σας.

6. Τοποθετήστε το προϊόν στο σημείο εφαρμογής, αφού έχετε επιλέξει το επίπεδο ενέργειας I. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν εφαρμόζει καλά στο δέρμα. Θα αισθανθείτε μια ελαφριά αίσθηση θερμότητας.
  7. Με το προϊόν, κάνετε απαλές κινήσεις τύπου μασάζ στο σημείο εφαρμογής. Συνεχίστε αργά και προσεκτικά. Συνεχίστε με την κίνηση της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι τα 3 ηλεκτρόδια παραμένουν σε πλήρη επαφή με το δέρμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας στην περιοχή.
  8. Εφαρμόστε σε **κάθε** περιοχή για τουλάχιστον 3 έως 5 λεπτά, διατηρώντας το προϊόν σε συνεχή κίνηση.
  9. Αυξήστε το επίπεδο ενέργειας σταδιακά. Το υψηλότερο επίπεδο ενέργειας θα σας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά είναι σημαντικό να το ρυθμίσετε με βάση την αίσθηση άνεσης στην περιοχή θεραπείας.
- i** Καθώς αυξάνετε το επίπεδο ενέργειας, θα νιώσετε τη θερμοκρασία του δέρματος να αυξάνεται. Συνήθως χρειάζεται περίπου 1 λεπτό για να φτάσει το προϊόν στην επιθυμητή θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας το δέρμα σας θα κοκκινίσει λίγο. Μην ανησυχείτε, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος εάν αισθάνεστε δυσφορία.
10. Προσπαθήστε να κάνετε αργές κινήσεις στην αρχή. Εάν η επιφάνεια εφαρμογής θερμαίνεται και νιώθετε δυσφορία, δοκιμάστε να κάνετε πιο γρήγορες κινήσεις.
  11. Καθαρισμός της περιοχής εφαρμογής: Αφαιρέστε τα υπολείμματα του Slider Gel από την επιφάνεια εφαρμογής **3** και καθαρίστε το δέρμα με ζεστό νερό. Στεγνώστε το δέρμα και εφαρμόστε ενυδατικά προϊόντα προσώπου.

## 8 αθαρισμός

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ!

- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό ή άλλα υγρά στο περίβλημα.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ!

- Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά μέσα καθαρισμού, βούρτσες με μεταλλικά ή νάilon δόντια, καθώς και κανένα αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο καθαρισμού, όπως μαχαιρία, σκληρές σπάτουλες και παρόμοια. Αυτά μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες.
1. Απενεργοποιήστε το προϊόν. Σκουπίστε προσεκτικά τα υπολείμματα Slider Gel από την επιφάνεια εφαρμογής **3** με ένα καθαρό, υγρό χαρτί (π.χ. χαρτί τουαλέτας ή ένα πανί). Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν υπολείμματα τζελ, ώστε να αποφύγετε τη στερεοποίησή τους ή την καταστροφή του προϊόντος.  
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε οινόπνευμα με περιεκτικότητα μέχρι 65%.
  2. Σκουπίστε το προϊόν και την επιφάνεια εφαρμογής με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
  3. Στεγνώστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

## 9 Φύλαξη

Σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία μετά τον καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εντελώς στεγνή πριν την αποθηκεύσετε.

## 10 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ορισμένα προβλήματα μπορεί να οφείλονται σε μικρότερα σφάλματα και μπορείτε να τα διορθώσετε μόνοι σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Μην επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν.

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Το προϊόν δεν ενεργοποιείται.	Η μπαταρία είναι άδεια.	Φορτίστε το προϊόν (βλέπε κεφάλαιο "Φόρτιση της μπαταρίας").
Η ένδειξη μπαταρίας <b>7</b> αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.	Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια.	
Δεν γίνεται αισθητή η θερμότητα παρόλο που το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.	Η επαφή του δέρματος με την επιφάνεια εφαρμογής <b>3</b> είναι ανεπαρκής ή έχει εφαρμοστεί ανεπαρκές Slider Gel στην επιφάνεια εφαρμογής.	Εφαρμόστε αρκετό Slider Gel στην επιφάνεια εφαρμογής και βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής ακουμπάει πλήρως στο δέρμα του προσώπου σας.
Μία ή περισσότερες λυχνίες της ένδειξης επιπέδου ενέργειας <b>6</b> αναβοσβήνουν συνεχώς.	Παρουσιάστηκε δυσλειτουργία.	Απενεργοποιήστε εντελώς το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.

## II Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο:	FAC01
Τεχνολογία:	Τεχνολογία ραδιοσυχνότητας RF και φωτοθεραπείας LED
Τεχνολογία φωτοθεραπείας LED:	630 nm±5 nm
Τεχνολογία RF:	1 MHz±30 %, μέγ. 13 W
Λειτουργία και ασφάλεια:	<b>Αισθητήρας θερμότητας και σταθεροποιητής θερμότητας:</b> Μετρούν τη θερμοκρασία του δέρματος, σταθεροποιούν τη θερμική ενέργεια και αποτρέπουν την υπερθέρμανση. Όταν η θερμοκρασία του δέρματος φτάσει τους 43 °C, ο σταθεροποιητής σταματά αυτόματα την εκπομπή θερμότητας μέχρι η θερμοκρασία του δέρματος μειωθεί αρκετά και να ξεκινήσει τη θέρμανση εκ νέου. <b>Αισθητήρας κίνησης:</b> Ο αισθητήρας εκπέμπει θερμότητα RF μόνο κατά την κίνηση του προϊόντος επάνω στο δέρμα σας.
Βάρος προϊόντος:	περ. 51 g
Θερμοκρασία λειτουργίας:	10 °C - 35 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20 °C - +60 °C
Σχετική υγρασία κατά τη λειτουργία:	30 - 75%
Σχετική υγρασία κατά την αποθήκευση:	10 - 75%
Πίεση περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία:	500 - 1060 hPa
Πίεση περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση:	700 - 1060 hPa
Τάση εισόδου:	5 V/I A===
Χωρητικότητα μπαταρίας:	500 mAh
Θύρα φόρτισης:	USB Type-C
Χρόνος φόρτωσης:	περ. 3 ώρες
Χρόνος λειτουργίας:	20-30 λεπτά με πλήρως φορτισμένη μπαταρία

## 12 Δήλωση συμμόρφωσης

**CE** Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από τη διεύθυνση που αναγράφεται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.

## 13 Διάθεση

### 13.1 Απόρριψη συσκευασίας



Απορρίπτετε κατάλληλα τη συσκευασία.  
Απορρίπτετε τα χαρτόνια και το χαρτί στα άχρηστα χαρτιά, μεμβράνες στη συλλογή ανακυκλώσιμων.

### 13.2 Απόρριψη παλιάς συσκευής

Εφαρμοστέο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ευρωπαϊκά κράτη με συστήματα ξεχωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.



**Οι παλιές συσκευές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα!**  
Όταν το προϊόν δεν θα είναι πλέον κατάλληλο για χρήση, ο καταναλωτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του

ότι είναι **νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτει τις παλιές συσκευές χωριστά από τα οικιακά απόβλητα**, π.χ. σε ένα σημείο συλλογής του δήμου/της περιφέρειάς του. Αυτό διασφαλίζει ότι οι παλιές συσκευές ανακυκλώνονται σωστά και ότι αποφεύγονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο οι ηλεκτρικές συσκευές επισημαίνονται με το παραπάνω σύμβολο.



**Απαγορεύεται η απόρριψη μπαταριών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών μαζί με τα οικιακά απόβλητα!**

Ως καταναλωτής, είστε νομικά υποχρεωμένος να παραδώσετε όλες τις μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι επιβλαβείς ουσίες\*, σε ένα σημείο συλλογής του δήμου/της περιφέρειάς σας ή σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης, ώστε να μπορούν να απορριφθούν με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

\* Επισημασμένες με: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος, Li = λίθιο

## 14 Πληροφορίες εγγύησης

Το προϊόν αυτό καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εύρος της εγγύησης για το προϊόν αυτό περιορίζεται σε τεχνικές ελλείψεις που προκλήθηκαν λόγω λανθασμένων διαδικασιών παραγωγής. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα εγγύησης, φροντίστε να λάβετε τις αντίστοιχες υποδείξεις από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Ενδέχεται να μπορεί να λύσει το πρόβλημά σας, χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις. Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι πάντα στη διάθεσή σας!

## 15 Εξυπηρέτηση πελατών

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Silk'n θα βρείτε στην τοπική σας ιστοσελίδα της Silk'n, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή έχει βλάβη, αν χρειάζεται επισκευή ή εσείς χρειάζεστε τη βοήθειά μας, αποταθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Silk'n. Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών: +31(0)180-330550

Email: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Telif Hakkı 2023 © Silkn Beauty Ltd. Tüm hakları saklıdır.

## Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

TR

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silkn Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belir-lenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silkn logoğu Silkn Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda  
www.silkn.eu – info@silkn.eu



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Teslimat kapsamı/ürün parçaları</b>	<b>154</b>
<b>2</b>	<b>Genel</b>	<b>154</b>
2.1	Kullanım kılavuzunu okuyun ve saklayın	154
2.2	Özel işaretler	154
<b>3</b>	<b>Güvenlik</b>	<b>155</b>
3.1	Kullanım amacı	155
3.2	Güvenlik talimatları	156
<b>4</b>	<b>Ürün açıklaması</b>	<b>161</b>
<b>5</b>	<b>Ürünü ve teslimat kapsamını kontrol edin</b>	<b>162</b>
<b>6</b>	<b>Şarj</b>	<b>162</b>
<b>7</b>	<b>Kullanım</b>	<b>163</b>
7.1	Ürünü açın, kapatın ve kullanım seviyesini seçin	163
7.2	Tedaviler	164
7.3	Beklentileriniz	164
7.4	Olası yan etkiler	164
7.5	Uygulama	165
<b>8</b>	<b>Temizlik</b>	<b>166</b>
<b>9</b>	<b>Depolama</b>	<b>167</b>
<b>10</b>	<b>Arıza giderimi</b>	<b>167</b>
<b>11</b>	<b>Teknik veriler</b>	<b>168</b>
<b>12</b>	<b>Uygunluk beyanı</b>	<b>168</b>
<b>13</b>	<b>Ürünü bertaraf etme</b>	<b>169</b>
13.1	Ambalajı bertaraf etme	169
13.2	Eski cihazın bertaraf edilmesi	169
<b>14</b>	<b>Garanti bilgileri</b>	<b>169</b>
<b>15</b>	<b>Müşteri Hizmetleri</b>	<b>169</b>

# I Teslimat kapsamı/ürün parçaları

- |   |               |   |                            |
|---|---------------|---|----------------------------|
| 1 | FaceTite Mini | 6 | Enerji seviyesi göstergesi |
| 2 | Elektrotlar   | 7 | Akü göstergesi             |
| 3 | Tedavi yüzeyi | 8 | Şarj bağlantısı            |
| 4 | LED ışıklar   | 9 | USB kablosu                |
| 5 | Kumanda tuşu  |   |                            |

TR

## 2 Genel

### 2.1 Kullanım kılavuzunu okuyun ve saklayın



Bu kullanım kılavuzu, bu FaceTite Mini'ye aittir (bundan böyle "ürün" olarak da ifade edilecektir). İşletime alma ve kullanıma yönelik önemli bilgiler içerir.

Kullanım kılavuzu, Avrupa Birliği'nde geçerli standartlara ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışındayken, ülkelere özgü yönetmelik ve yasalara da dikkat ediniz.

Ürünü kullanmadan önce özellikle güvenlik talimatları olmak üzere kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kullanım kılavuzuna uyulmaması, ciddi yaralanmalara veya üründe hasara neden olabilir. Kullanım kılavuzunu gelecek kullanımlar için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara vermeniz halinde, bu kullanım kılavuzunu da ürün ile beraber verdiğinizden emin olun.

### 2.2 Özel işaretler

Bu kullanım kılavuzunda, ürün üzerinde veya ambalaj üzerinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır.

## UYARI!

Bu uyarı sembolü/kelimesi, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek orta düzeyde risk içeren bir tehlikeyi belirtir.

## DİKKAT!

Bu uyarı sembolü/kelimesi, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek düşük düzeyde risk içeren bir tehlikeyi belirtir.

TR

## İKAZ!

Bu uyarı sözcüğü olası mal hasarına karşı uyarır.



Bu sembol, montaj veya kullanım hakkında size yararlı ek bilgiler sağlar.



Uygunluk beyanı (bkz. "Uygunluk beyanı" bölümü): Bu sembol ile işaretlenen ürünler, Avrupa Ekonomik Alanının geçerli topluluk mevzuatlarına uygundur.



Ürünü küvetlerin, duşların, lavaboların veya su ile dolu başka kapların yanında kullanmayın.



## 3 Güvenlik

### 3.1 Kullanım amacı

Ürün sadece yüzdeki yaşlanma karşıtı tedavileri için tasarlanmıştır. Sadece kişisel kullanıma yöneliktir ve ticari kullanım için uygun değildir.

Ürünü, sadece bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi kullanın. Diğer tüm kullanımlar uygunsuz kabul edilir ve mal hasarına ve hatta kişisel yaralanmaya neden olabilir. Bu ürün oyuncak değildir. Üretici veya satıcı, usulüne uygun olmayan veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul etmez.

### 3.2 Güvenlik talimatları

#### UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Bağlantı kablosunu, sadece gerilim kaynağının gerilimi tip levhasındaki gerilim ile aynıysa bağlayın.
- Ürün sadece güvenlik için ekstra düşük voltaj ile beslenmelidir.
- Gözle görülür hasarlar mevcutsa, ürünü veya USB kablosunu kullanmayın. Riskleri önlemek için, üretici veya müşteri hizmetleri hasarlı veya arızalı parçaları değiştirmelidir.
- Ürünü sadece birlikte verilen USB kablosu ile kullanın.
- Birlikte verilen USB kablosu sadece ürüne bağlanmalıdır. Başka amaçlar için kullanmayın.
- Cihaz gövdesini açmayın, onarımın bir uzman tarafından yapılmasını sağlayın. Bunun için müşteri hizmetlerine başvurun. Kendi kendine onarım, usulüne uygun olmayan bağlantı veya yanlış kullanım

durumunda sorumluluk ve garanti talepleri geçersizdir.

- Ürünü şarj işlemi sırasında kullanmayın.
- Ürünü veya USB kablosunu suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- USB kablosunu sudan uzak tutun. Su geçirmez değil.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda, temizlemek istediğinizde veya bir arıza durumunda daima kapatın. Ürünü şarj etmek istemiyorsanız USB kablosunun fişini her zaman çekin.
- USB kablosuna asla ıslak ellerle dokunmayın.
- Gövdenin içerisine herhangi bir nesne sokmayın.
- Ürünü asla USB kablosundan tutarak hareket ettirmeyin, çekmeyin veya taşımayın.
- Ürünü ve USB kablosunu açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Ürünü sadece iç mekanda kullanın.

**! UYARI! ÇOCUKLAR VE FİZİKSEL, DUYUSAL VEYA ZİHİNSEL YETENEKLERİ AZALMIŞ KİŞİLER (ÖRN. KISMEN ENGELLİLER, SINIRLI FİZİKSEL VE ZİHİNSEL YETENEKLERİ OLAN YAŞLILAR) VEYA DENEYİM VE BİLGİ EKSİKLİĞİ (ÖRN. DAHA BÜYÜK ÇOCUKLAR) İÇİN TEHLİKELER.**

- Çocuklar ve sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler (örneğin fiziksel engelliler, sınırlı fiziksel ve zihinsel yeteneklere sahip yaşlılar) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (örneğin daha büyük çocuklar) ürünü çalıştırmamalıdır.
- Çocukları üründen ve bağlantı kablolarından uzak tutun.
- Çocuklar ürün ile oynayamaz.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

## DİKKAT!

### Aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- kalp pili, dahili defibrilatör veya vücudun herhangi bir yerinde elektrikli implant.
- diyabet ve tiroid hastalığı gibi kötü kontrol edilen endokrin bozukluklarından muzdaripseniz
- Cilt kanseri, mevcut kanser veya premalign ben geçmişsiniz varsa.
- Son 3 ay içinde radyasyon veya kemoterapi almış veya potansiyel olarak malign cilt kanseri bölgelerine sahipseniz.
- AIDS ve HIV gibi bağışıklığı baskılayıcı hastalıklar nedeniyle zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahipseniz veya bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyorsanız.
- tedaviden önceki 6 ay içinde izotretinoin (Accutane®) kullandıysanız.
- Porfiri, polimorfik parlama, solar ürtiker, lupus vb. gibi ışığa duyarlılıkla ilgili bir hastalığınız varsa.
- Epilepsiden muzdaripseniz.
- Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

### Aşağıdakilere sahip olan yerlerde kullanmayın:

- Metal plakalar ve vidalar, silikon implantlar veya enjekte edilmiş dolgular veya toksinler gibi kalıcı bir implant.
- Tedavi alanında yaralar, sedef hastalığı, egzama, döküntü, açık çatlaklar, sıyrıklar veya lezyonlar gibi aktif tıbbi hastalıklar varsa.
- Travmatize veya yaralı bir cilt.
- Yakın zamanda korunmasız güneşe maruz kalmış (1 gün bekleyin); bronzlaşmış veya güneşten yanmış cilt için 3 gün bekleyin.
- Tedaviden 3 ay önce ameliyat olan.
- Dövmeliyse.
- Uzun veya kalın saç. Ürünün kullanımı hafif morluklara neden olabilir.

**i** İlk kullanımdan sonraki 48 saat içinde ciltte kaşıntı gibi yan etkiler yaşıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce doktorunuza danışın.

**i** Aşağıdaki durumlarda doktorunuza başvurun:

- Kuperoz veya rosacea'ya sahipseniz.
- Örn. tedavi alanında tekrarlayan herpes simpleks gibi ısıyla uyarılan hastalık öykünüz varsa. Bu durumda, sadece profilaktik olarak tedavi edilebilirsiniz.
- Son 6 ay içinde cildinizde doktor tarafından yazılan herhangi bir reçeteli ilaç kullandıysanız.
- Cilt hastalıkları, keloidler, yara iyileşme bozuklukları ve çok kuru ve hassas cilt geçmişiye sahipseniz.
- Doktorunuzun veya dermatoloğunuzun görüşüne göre tedavi görmeyi güvensiz kılacağına karar verdiği başka bir hastalığınız varsa.

## İKAZ! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü kolay erişilebilir, düz, kuru, ısıya dayanıklı ve yeterince dengeli bir çalışma yüzeyinde kullanın. Ürünü çalışma yüzeyinin kenarına koymayın.
- Ürünü asla sıcak yüzeylerin (ocak vb.) üzerine veya yakınına yerleştirmeyin ve ürünü asla yüksek sıcaklıklara (ısıtıcı vb.) veya kötü hava şartlarına (yağmur vb.) maruz bırakmayın.
- Ürünü ve besleme kablosunu açık ateşten ve yüzeylerden uzak tutun.
- Ürünü temizlemek için asla suya daldırmayın.



- Ürünü kesinlikle bulaşık makinesine koymayın. Bu şekilde ürünü tahrip edersiniz.
- Ürünün yapı parçaları çatlamış, atlamış veya deforme olmuşsa ürünü kullanmayı bırakın. Hasarlı yapı parçalarını sadece uygun orijinal yedek parçalar ile değiştirin.
- Üründe kendi başınıza herhangi bir onarım veya değişiklik yapmayın. Onarımları sadece eğitimli personele yaptırın.
- Ürünü sadece 10 °C ile 35 °C arasındaki bir çevre sıcaklığında kullanın.
- Bu ürün, kullanıcılar tarafından değiştirilemeyecek piller içermektedir.
- Bu ürün, değiştirilemeyen piller içerir. Pilin ömrü sona erdiğinde, ürün uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

#### 4 Ürün açıklaması

Bu ürün, ciltte yaşlanma belirtilerini azaltmak için tasarlanmıştır. Yüzün hassas bölümlerine etki eden RF teknolojisini kullanmaktadır. Kolajeni yeniden sağlamak, dokuyu gerdirmek ve göz altındaki kırışıklıkları veya ince çizgileri azaltmak için dermise derinlemesine nüfuz eder.

Yüzünüzün aşağıdaki kısımlarını tedavi edebilirsiniz (bkz. **Res. B**):

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>A</b> Kaşlar arasındaki çizgiler       | <b>D</b> Ağız kırışıklıkları        |
| <b>B</b> Göz kırışıklıkları               | <b>E</b> Nazolabial kırışıklıklar   |
| <b>C</b> Gözlerin altındaki ince çizgiler | <b>F</b> Göz yaşı oluğu deformitesi |

## 5 Ürünü ve teslimat kapsamını kontrol edin

### İKAZ! HASAR TEHLİKESİ!

**i** Ambalajı keskin bir bıçakla veya başka sivri uçlu nesnelere ile açarken dikkatli olmazsanız, ürün çabuk hasar görebilir. Ürünü açarken dikkatli olun.

1. Ürünü ambalajdan çıkarın.
2. Tüm parçaların mevcut olduğundan emin olun (bkz. **Res. A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar olması durumunda ürünü kullanmayın. Müşteri hizmetlerimize başvurun.

## 6 Şarj

### ⚠ UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Ürün kullanımdayken veya ıslakken şarj etmeyin. Şarj etmeden önce kurduğundan emin olun.
- Ürünü sadece birlikte verilen USB kablosu ile şarj edin.
- Ürünü sadece 0 ile 40 °C sıcaklıklar arasında şarj edin.
- Şarj ettikten sonra USB bağlantı kablosunu her zaman çıkarın.



- İlk işleme almadan önce aküyü şarj edin.
- Batarya zayıfsa, akü göstergesi **7** turuncu renkte yanıp söner. Ürünü tekrar şarj edin.
- Ürün, şarj işlemi sırasında kullanılamaz.
- Ürün tamamen şarj edildikten sonra 20-30 dakika boyunca kullanılabilir. Ürünün kullanım süresi enerji seviyesine göre değişir.

1. USB kablosunun **9** daha küçük olan ucunu ürünün şarj bağlantısına **8** takın.
2. Şarj etmek için USB kablosunun daha büyük olan ucunu uyumlu bir USB güç kaynağının (örn. USB güç adaptörü veya bilgisayar) USB bağlantı noktasına takın.  
Şarj işlemi otomatik olarak başlar ve akü göstergesi yeşil renkte yanıp söner.
3. Ürün tamamen şarj edildikten sonra akü göstergesi sürekli olarak yeşil yanar. USB kablosunu şarj bağlantısından ve USB güç kaynağından çıkarın.

## 7 Kullanım

### 7.1 Ürünü açın, kapatın ve kullanım seviyesini seçin



- Ürün 4 kullanım seviyesine sahiptir. Seviye 1 en düşük, seviye 4 en yüksek güçtür.
  - Kumanda tuşu **5** ile ürünü açabilir, kapatabilir veya kullanım seviyesini değiştirebilirsiniz.
1. Kumanda tuşuna basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun.  
Seviye 1 etkinleştirildi. **6** Enerji seviyesi göstergesi beyaz renkte yanar.  
Sonraki kullanım seviyesine geçmek için kumanda tuşuna basın.  
Seviye 4'ten sonra seviye göstergesi tekrar seviye 1'den başlıyor.
  2. Kumanda tuşuna basın ve tekrar 2 saniye boyunca basılı tutun.  
Ürün kapatılmıştır.

## 7.2 Tedaviler

- Güç seviyesi I ile başlayın ve tedavi alanındaki sıcaklık rahat olduğu sürece farklı bir güç seviyesine geçin.
- Azami etki için ürünü 3 ila 5 dakika boyunca her tedavi alanında kullanın.
- Ürünü ilk sekiz haftada, haftada 2 ila 3 kez kullanın.
- Ürünü, etkiyi korumak için sekiz haftadan sonra haftada bir kullanmalısınız.

### Azami etki için:

- Kullanmadan önce tedavi alanındaki elektrotları kaplayacak kadar Slider Gel (veya su bazlı başka bir jel) uyguladığınızdan emin olun.
- Ürünü tek bir yerde tutmayın. Tüm tedavi alanını kaplarken ürünü sürekli hareket ettirin. Bu sayede cildin aşırı ısınması önlenmiş ve istenmeyen bir etki ihtimali azaltılmış olur.
- 3 elektrodun **2** her zaman cilde tam temas etmesine dikkat edin.
- Enerji seviyesi rahatsız ederse daha rahat bir seviyeye düşürün.
- Enerji sınıflarını, sadece ürün cilt ile temas halinde değilken değiştirin.

## 7.3 Beklentileriniz

Tedavi sırasında aşağıdaki şeyleri algılayabilirsiniz:

- Sıcaklık hissi
- Hafif bir kızarıklık veya şişlik: Bu birkaç saat içerisinde veya bir güne kadar kaybolmalıdır.
- RF akımının uğultulu sesi.

## 7.4 Olası yan etkiler

Talimatlara tam olarak uyarmanız ve tüm uyarı talimatlarını dikkate alırsanız komplikasyonlar ve yan etkiler nadiren ortaya çıkar. Ancak her kozmetik tedavi, evde kullanım için olanlar da bazı riskler taşır. Bundan dolayı, ortaya çıkabilecek riskleri ve komplikasyonları anlamanız ve kabul etmeniz önemlidir.

- Aşırı ödemler (şişlikler) ve eritemler (kızarıklıklar), çoğu durumda birkaç gün içerisinde kaybolan, tedaviye karşı oluşan nadir tepkilerdir. Bu belirtiler ortaya çıkarsa alanı en az 10

dakika boyunca soğutmak için derhal nemli, soğuk bir bez kullanın ve yanıklara karşı bir krem uygulayın.

- Nadir durumlarda, kullanıcının yüzeysel kan kılcal damarlarında genişleme meydana gelebilir. Bu, birkaç gün sürecek geçici bir kızarıklığa neden olabilir. Ayrıca bazı kılcal damarlarda, kırmızı lekeler ortaya çıkabilir. Bunlar da zamanla kaybolacaktır. Bu belirtiler ortaya çıktığında, alanı hemen soğuk suyla soğutmanızı öneriyoruz. Ağrı, cilt kızarıklıkları, şişkinlikler veya bir yanma duygusu gibi devam eden semptomlar hissederseniz doktorunuza başvurun.



Ağrı, cilt kızarıklıkları, şişkinlikler veya bir yanma duygusu gibi devam eden semptomlar hissederseniz doktorunuza görünün.



İlk tedaviden sonra 48 saat içerisinde, örn. kaşıntı gibi yan etkiler ortaya çıkarsa, tedaviyi devam ettirmeden önce bir doktora görünmelisiniz.

## 7.5 Uygulama

1. Cildinizin temiz ve kuru olduğundan ve tüm takılarınızı çıkardığınızdan emin olun.
2. Ürünü ve diğer bileşenleri ambalajın içerisinden çıkarın.
3. Elektrotların **2** üzerini kapatan koruyucu folyoyu çıkarın.
4. Ürünü çalıştırın: Kumanda tuşuna **5** basın. Ürün otomatik olarak enerji seviyesi I'de çalışmaya başlar ve enerji sınıfı I için kontrol lambası yanar.



Slider Gel'in süresinin dolup dolmadığını kontrol edin.

5. Slider Gel'den ince bir katmanı ürünün tedavi yüzeyine sürün.



Slider Gel (veya su bazlı başka bir jel) tedavi yüzeyinin cilt üzerinden eşit bir şekilde kaymasını kolaylaştırır ve iletkenliği sağlar. Güvenli ve etkili bir tedavi sağlamak için her zaman Slider Gel'in uygulamasına başlamalı ve gerekirse daha fazla jel uygulamalısınız.

6. Enerji seviyesi I'e sahip ürünü işlem yapılacak yere koyun. Ürünün cilt üzerinde iyi yerleştiğinden emin olun. Hafif bir sıcaklık hissedersiniz.
7. Ürünü nazik, masaj benzeri hareketlerle işlem yapılacak yer üzerinde gezdirin. Yavaş ve dikkatli ilerleyin. Cihazı hareket

ettirmeye devam edin ve alan tedavi edilirken 3 elektrodun cilt ile tam temas halinde olmasına dikkat edin.

8. **Her** alanı en az 3 ila 5 dakika boyunca işleyin. Bu sırada ürün sürekli hareket halinde olsun.
9. Enerji seviyesini kademeli olarak artırın. En yüksek enerji seviyesi ile en yüksek sonucu elde edersiniz fakat işlem yapılacak alan için konforlu olan enerji seviyesini seçmeniz önemlidir.

**i** Enerji seviyesini artırdığınızda cilt sıcaklığının nasıl arttığını hissedeceksiniz. Ürünün istenen sıcaklığa ulaşması normalde 1 dakika sürer. Tedavi sırasında cildiniz biraz kızaracaktır. Endişelenmeyin, bu normaldir.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ürünü kullanmayı hemen bırakın.

10. Ürünü başlangıçta yavaş hareket ettirmeye çalışın. Tedavi alanı sıcak ve rahatsızsa ürünü daha hızlı hareket ettirmeyi deneyin.
11. Tedavi edilecek alanı temizleyin: Slider Gel'in kalıntılarını tedavi yüzeyinden **3** çıkarın ve cildi sıcak su ile temizleyin. Cildi kurulayın ve nemlendirici ürünleri yüzünüze sürün.

## 8 Temizlik

### İKAZ! KISA DEVRE TEHLİKESİ!

- Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Gövdeye su veya başka sıvıların girmedikten emin olun.

### İKAZ! HASAR TEHLİKESİ!

- Aşındırıcı temizlik maddeleri, metal veya naylon kılıflı fırçalar ve ayrıca bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizlik nesnelere kullanmayın. Bunlar yüzeye zarar verebilir.

1. Ürünü kapatın. Tedavi alanındaki **3** Slider Gel kalıntılarını dikkatli bir şekilde temiz, nemli bir kağıt parçası (örneğin tuvalet kağıdı veya bez) ile silin. Katılaşmasını ve ürüne hasar vermesini önlemek için tüm jel kalıntılarını temizlemeye dikkat edin.  
%65'e kadar temizleme alkolü de kullanabilirsiniz.
2. Ürünü ve tedavi yüzeyini hafif nemli bir bez ile silin.
3. Ürünü yumuşak, kuru bir bezle kurulayın.

## 9 Depolama

Cihazı temizledikten sonra orijinal ambalajında muhafaza etmenizi öneriyoruz. Cihazın depolanmasından önce tamamen kuru olduğundan emin olun.

## 10 Arıza giderimi

Bazı sorunlara, kendi başınıza düzeltebileceğiniz hatalar neden olabilir. Bunun için aşağıdaki tabloda bulunan talimatlara uyun. Sorun yine de giderilemezse müşteri hizmetlerine başvurun. Ürünü kendiniz onarmayın.

Arıza	Olası neden	Çözüm
Ürün açılmıyor.	Akü boş.	Ürünü şarj edin (bkz. bölüm "Aküyü şarj edin").
Akü göstergesi <b>7</b> turuncu renkte yanıp sönüyor.	Akü neredeyse boş.	
Ürün çalıştırıldığı halde hiçbir sıcaklık hissedilmiyor.	Tedavi yüzeyi <b>3</b> ile cilt teması yeterli değildir veya tedavi yüzeyine yeterince Slider Gel uygulanmamıştır.	Tedavi yüzeyine yeterince Slider Gel sürün ve tedavi yüzeyinin tamamen yüz derisi üzerinde olduğundan emin olun.
Seviye göstergesinin <b>6</b> bir veya daha fazla ışığı yanıp sönüyor.	Bir arıza meydana geldi.	Ürünü tamamen kapatın ve ardından tekrar açın.

## II Teknik veriler

Model:	FAC01
Teknoloji:	RF ve LED ışık enerjisi teknolojisi
LED ışık enerjisi:	630 nm±5 nm
RF:	1 MHz±%30; maks. 13 W
İşletim ve güvenlik:	

### **Isı sensörü ve ısı stabilizatörü:**

Bunlar cilt sıcaklığını ölçer, ısı enerjisini stabilize eder ve aşırı ısınmayı önler. Cilt sıcaklığı 43°C'ye ulaştığında, stabilizatörün ısıtmaya tekrar devam etmesi için cilt sıcaklığı düşene kadar stabilizatör otomatik olarak ısı dağılımını keser.

### **Hareket sensörü:**

Sensör, ancak ürünü cildinizin üzerinde hareket ettirdiğinizde RF ısıyı verir.

Ürünün ağırlığı:	yaklaşık 51 g
İşletim sıcaklığı:	10°C - 35°C
Depolama sıcaklığı:	-20°C - +60°C
İşletim sırasında bağıl nem:	%30 - 75
Depolama sırasında bağıl nem:	%10 - 75
İşletim sırasında çevre basıncı:	500 - 1060 hPa
Depolama sırasında çevre basıncı:	700 - 1060 hPa
Giriş gerilimi:	5 V/I A===
Akü kapasitesi:	500 mAh
Şarj bağlantısı:	USB Typ-C
Şarj süresi:	yakl. 3 saat
İşletim süresi:	Tam dolu aküde 20-30 dakika

## 12 Uygunluk beyanı

**CE** AB uygunluk beyanı, bu talimatların sonunda verilen adresten talep edilebilir.



## 13 Ürünü bertaraf etme

### 13.1 Ambalajı bertaraf etme



Ambalajı türüne göre bertaraf edin. Karton ve mukavayı atık kağıt, ambalaj filmi ise geri dönüştürülebilir malzeme bölümüne atın.

### 13.2 Eski cihazın bertaraf edilmesi

Avrupa Birliği'nde ve geri dönüştürülebilir malzemeler için ayrı toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.



**Eski cihazlar evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır!**

Ürün artık kullanılmıyorsa, yasal olarak her tüketici **eski cihazları evsel atıklardan** ayrı olarak, örneğin kendi çevrelerindeki/bölgelerindeki bir toplama noktasında bertaraf etmekle yükümlüdür. Bu, eski cihazların uygun şekilde geri dönüştürülmesini ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesini sağlar. Bu sebepten ötürü elektrikli cihazlar yukarıdaki sembolle gösterilmektedir.



**Piller ve şarj edilebilir piller evsel atık değildir!**

Bir tüketici olarak, yasal olarak tüm pilleri ve şarj edilebilir pilleri, zararlı maddeler\* içerip içermediğine bakılmaksızın, çevrenizdeki/ bölgenizdeki bir toplama noktasında veya bir satış noktasında, çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilebilmeleri için bertaraf etmekle yükümlüsünüz.

\* İşaretleme: Cd = kadmiyum, Hg = cıva, Pb = kurşun, Li = lityum

## 14 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

## 15 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: [www.silkne.eu](http://www.silkne.eu). Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa,

onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) adresinden indirebilirsiniz.  
Servis numarası: +31 (0) 180-330550  
E-posta: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

TR

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Tutti i diritti riservati.

## **Avvertenze legali**

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silkn Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silkn Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Sommario

<b>1</b>	<b>Dotazione/Parti del prodotto</b>	<b>173</b>
<b>2</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>173</b>
2.1	Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	173
2.2	Spiegazione dei simboli	173
<b>3</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>174</b>
3.1	Uso previsto	174
3.2	Note relative alla sicurezza	175
<b>4</b>	<b>Descrizione del prodotto</b>	<b>181</b>
<b>5</b>	<b>Controllo del prodotto e della dotazione</b>	<b>182</b>
<b>6</b>	<b>Ricarica</b>	<b>182</b>
<b>7</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>183</b>
7.1	Accensione e spegnimento del prodotto e selezione del livello di utilizzo	183
7.2	Trattamenti	184
7.3	Cosa ci si potrebbe aspettare	185
7.4	Possibili effetti collaterali	185
7.5	Uso	186
<b>8</b>	<b>Pulizia</b>	<b>187</b>
<b>9</b>	<b>Stoccaggio</b>	<b>188</b>
<b>10</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>188</b>
<b>11</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>189</b>
<b>12</b>	<b>Dichiarazione di conformità</b>	<b>190</b>
<b>13</b>	<b>Smaltimento</b>	<b>190</b>
13.1	Smaltimento dell'imballaggio	190
13.2	Smaltimento dell'apparecchio usato	190
<b>14</b>	<b>Garanzia</b>	<b>190</b>
<b>15</b>	<b>Servizio di assistenza clienti</b>	<b>191</b>

# I Dotazione/Parti del prodotto

- |   |                           |   |                         |
|---|---------------------------|---|-------------------------|
| 1 | FaceTite Mini             | 6 | Spia livello di potenza |
| 2 | Elettrodi                 | 7 | Indicatore batteria     |
| 3 | Superficie di trattamento | 8 | Presa per la ricarica   |
| 4 | Luci a LED                | 9 | Cavo USB                |
| 5 | Tasto di comando          |   |                         |

## 2 Informazioni generali

### 2.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso riguardano il presente FaceTite Mini (indicato di seguito anche come "prodotto"). Esse contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

### 2.2 Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.

## **AVVERTIMENTO!**

Questo simbolo/ Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

## **ATTENZIONE!**

Questo simbolo/ Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

IT

## **AVVISO!**

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Non utilizzare mai il prodotto nelle vicinanze della vasca da bagno, della doccia, del lavandino o di altri contenitori con acqua.

## **3 Sicurezza**

### **3.1 Uso previsto**

Il prodotto è stato concepito esclusivamente per il trattamento anti-aging del viso.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale. Usare il prodotto solo nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

### 3.2 Note relative alla sicurezza



## AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!


IT

- Connettere il cavo di collegamento solo se la tensione della fonte di corrente corrisponde ai dati indicati sulla targhetta.
- Il prodotto può essere alimentato solo con bassissima tensione di sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto o il cavo USB in caso di danni evidenti. Il fabbricante o il servizio assistenza clienti devono sostituire i pezzi guasti per evitare qualsiasi tipo di rischio.
- Utilizzare il prodotto solo con il cavo USB in dotazione.
- Il cavo USB in dotazione può essere collegato solo al prodotto. Non utilizzarlo mai per altri fini.
- Non aprire la cassa del dispositivo, bensì affidare le riparazioni a un tecnico qualificato. A riguardo, mettersi in contatto

con il servizio assistenza clienti. La responsabilità del fabbricante e la garanzia decadono in caso di autoriparazione, collegamento non a regola d'arte o utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.

- Non utilizzare il prodotto durante la procedura di ricarica.
- Non immergere mai il prodotto o il cavo USB in acqua o in altri liquidi.
- Tenere il cavo USB lontano dall'acqua. Il cavo non è stagno.
- Spegnere sempre il prodotto quando non viene utilizzato, per la pulizia o in caso di guasto. Distaccare sempre la spina del cavo USB quando il prodotto non deve essere ricaricato.
- Non toccare mai il cavo USB con le mani bagnate o umide.
- Non inserire mai alcun oggetto all'interno della cassa.
- Non spostare, tirare o trasportare il prodotto dal cavo USB.
- Tenere il prodotto e il cavo USB a distanza dalle fiamme vive e dalla superfici calde.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti al chiuso.



 **AVVERTIMENTO! PERICOLO PER BAMBINI E PERSONE CON MOBILITÀ FISICA RIDOTTA, DEFICIT DELLE FACOLTÀ MENTALI ED EMOTIVE (AD ES. SOGGETTI PARZIALMENTE INVALIDI, ANZIANI CON CAPACITÀ FISICHE E MENTALI LIMITATE) OPPURE PRIVE DI ESPERIENZA E DELLE NECESSARIE COMPETENZE (AD ES. BAMBINI NON NEONATI).**

- Il prodotto non può essere utilizzato da bambini o persone con facoltà fisiche, sensoriali o psichiche limitate (ad es. disabili fisici, persone anziane con capacità fisiche e psichiche limitate) oppure in caso di mancanza di esperienza o conoscenze (ad es. persone anziane).
- Tenere il prodotto e il cavo di collegamento fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguiti dai bambini.

## ATTENZIONE!

### **Non utilizzare se:**

- l'utente indossa un pace-maker, un defibrillatore interno o un impianto elettrico;
- l'utente è affetto da patologie endocrine quali il diabete o disturbi della tiroide;
- l'utente ha un passato di tumore cutaneo, è affetto da tumore o mostra nei premaligni;
- nel corso degli ultimi 3 mesi, l'utente è stato sottoposto a radioterapia o chemioterapie con tumori potenzialmente maligni;
- l'utente è immunodepresso a causa di patologie quali l'AIDS e l'HIV, oppure assume farmaci immunodepressivi;
- nel corso dei 6 mesi antecedenti al trattamento, l'utente ha utilizzato l'isotretinoina (Accutane®);
- l'utente soffre di una patologia legata alla sensibilità alla luce, come porfiria, eruzione alla luce polimorfa, orticaria solare, lupus, ecc.;
- l'utente è affetto da epilessia;
- l'utente è in stato interessante o allatta.

**i Non utilizzare nei punti che:**

- presentano un impianto fisso, ad esempio placche o viti metalliche, impianti al silicone, oppure aree con filler o tossine infette;
- presentano patologie attive come ad esempio ferite, psoriasi, eczemi, eruzioni cutanee, tagli aperti, abrasioni o lesioni;
- presentano pelle traumatizzata o ferita;
- sono stati brevemente esposti al sole senza protezione (aspettare 1 giorno); in caso di pelle abbronzata aspettare 3 giorni;
- sono stati sottoposti a operazione e quindi aspettare 3 mesi prima del trattamento;
- presentano tatuaggi;
- presentano una peluria lunga o folta. L'applicazione del prodotto può causare leggere emorragie.

**i Rivolgersi al proprio medico prima di continuare il trattamento se entro 48 ore da questo si sono verificati degli effetti collaterali come il prurito cutaneo.****i Rivolgersi al proprio medico in caso di:**

- couperose o rosacea;
- passato di patologie stimulate dal calore, come ad es. l'herpes simplex ricorrente nella zona da trattare. In questo caso è possibile solo il trattamento profilattico;
- applicazione sulla cute di farmaci prescritti dal medico nel corso degli ultimi 6 mesi;
- passato di patologie cutanee, cheloide, disturbi della cicatrizzazione nonché pelle secca e sensibile;
- altre patologie che secondo il medico o il dermatologo rendono poco sicuro il trattamento.

## AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Posizionare il prodotto su un piano di lavoro perfettamente accessibile, piano, asciutto, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non posizionare mai il prodotto su un bordo o su un angolo del piano di lavoro.
- Non posizionare mai il prodotto su o nelle immediate vicinanze di una superficie bollente (piano di cottura ecc.) e non esporlo mai ad alte temperature (riscaldamento ecc.) o alle intemperie (pioggia ecc.).
- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione a debita distanza da fiamme vive e superfici calde.
- Per la pulizia, non immergere mai il prodotto in acqua.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe irrimediabilmente.
- Non utilizzare più il prodotto se questo presenta componenti rotti, fessurati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali.

- Non effettuare riparazioni o modifiche al prodotto da soli. Far eseguire le riparazioni solo da personale addestrato.
- Utilizzare il prodotto solo con una temperatura ambiente tra 10 °C e 35 °C.
- Questo prodotto contiene batterie che non possono essere sostituite dagli utenti.
- Questo prodotto contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è a fine vita, smaltire correttamente l'apparecchio.

## 4 Descrizione del prodotto

Il presente prodotto è stato concepito per ridurre gli effetti dell'invecchiamento sul viso. Questo utilizza la tecnologia RF che agisce sulle parti fini del viso. La RF penetra a fondo nell'epidermide per ripristinare il collagene, rassodare i tessuti e appiattire e ridurre le rughe e le linee sottili degli occhi.

È possibile trattare le seguenti parti del viso (vedi **Fig. B**):

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>A</b> Linee tra le sopracciglia     | <b>D</b> Pieghe della bocca   |
| <b>B</b> Rughe degli occhi             | <b>E</b> Rughe nasali labiali |
| <b>C</b> Piccole linee sotto gli occhi | <b>F</b> Solchi lagrimali     |

## 5 Controllo del prodotto e della dotazione

### AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

**i** Se l'imballaggio viene aperto con un coltello affilato o un altro oggetto appuntito fare molta attenzione perché il prodotto potrebbe essere facilmente danneggiato. Aprire il prodotto facendo molta attenzione.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Assicurarsi che siano presenti tutte le parti (vedi **Fig. A**).
3. Assicurarsi che il prodotto e le singole parti non siano danneggiate. Se così fosse, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al nostro servizio assistenza clienti.

## 6 Ricarica

### AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!!

- Non ricaricare il prodotto durante l'uso o se è bagnato. Prima della ricarica, assicurarsi che il prodotto sia asciutto.
- Ricaricare il prodotto solo con il cavo USB in dotazione.

- Ricaricare il prodotto solo a temperature tra 0 e 40 °C.
- Dopo la ricarica, distaccare sempre il cavo di collegamento USB.



- Caricare completamente la batteria prima della prima messa in servizio.
- L'indicatore batteria **7** arancione lampeggia quando la carica è bassa. Ricaricare il prodotto.
- Durante la procedura di ricarica il prodotto non può essere utilizzato.
- Quando il prodotto è completamente carico, questo può essere utilizzato per 20-30 minuti. L'autonomia del prodotto varia a seconda del livello di potenza.

IT

1. Inserire la piccola estremità del cavo USB **9** nella presa di ricarica **8** del prodotto.
2. Inserire l'estremità grande del cavo USB nell'attacco USB di una fonte di alimentazione USB compatibile (ad es. alimentatore di rete USB o computer) per la ricarica. La procedura di ricarica inizia automaticamente e l'indicatore batteria verde lampeggia.
3. Quando il prodotto è completamente carico, l'indicatore batteria verde rimane sempre acceso. Distaccare il cavo USB dalla presa di ricarica e dalla fonte di alimentazione USB.

## 7 Utilizzo

### 7.1 Accensione e spegnimento del prodotto e selezione del livello di utilizzo



- Il prodotto dispone di 4 livelli di utilizzo. Il livello 1 è la potenza minima e il 4 quella massima.
- Il tasto di comando **5** serve per accendere e spegnere il prodotto, nonché per selezionare il livello di utilizzo.

1. Premere il tasto di comando per 2 secondi.  
Attiva il livello 1. Si accende la spia bianca livelli di potenza **6**.  
Premere nuovamente il tasto di comando per attivare il livello di utilizzo successivo.  
Dopo il livello 4, la spia di livello torna a 1.
2. Premere nuovamente il tasto di comando per 2 secondi.  
Il prodotto è spento.

## 7.2 Trattamenti

- Iniziare con il livello di potenza 1 e passare poi a quelli successivi fingendo che la temperatura nella zona da trattare rimane gradevole.
- Utilizzare il prodotto da 3 a 5 minuti sulla zona da trattare in modo da massimizzare l'efficacia.
- Durante le prime otto settimane, utilizzare il prodotto da 2 a massimo 3 volte alla settimana.
- Dopo le otto settimane, utilizzare il prodotto settimanalmente per mantenere gli effetti raggiunti.

### Per massimizzare l'efficacia:

- Prima dell'uso, assicurarsi che sia stata applicata una quantità sufficiente di Slider Gel (o di altro gel a base d'acqua) in modo da coprire la superficie di trattamento degli elettrodi.
- Non lasciare mai il prodotto fermo in un punto. Mantenere il prodotto in movimento in modo da coprire tutta la superficie di trattamento. In questo modo si evita il surriscaldamento della pelle e quindi si riduce il rischio di effetti indesiderati.
- Assicurarsi che i 3 elettrodi **2** siano sempre completamente a contatto con la pelle.
- Se il livello di potenza dà una sensazione spiacevole, ridurlo in modo che si ritorni a un livello di comfort.
- Modificare il livello di potenza quando il prodotto non è a contatto con la pelle.



### 7.3 Cosa ci si potrebbe aspettare

Durante il trattamento potrebbero essere percepite le seguenti cose:

- sensazione di calore
- arrossamento e leggero gonfiore: dovrebbero scomparire dopo un paio d'ore o al massimo un giorno
- il ronzio della corrente RF.

### 7.4 Possibili effetti collaterali

L'inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze può causare complicanze ed effetti collaterali. Tutti i trattamenti cosmetici, anche quelli domestici, comportano determinati rischi. Pertanto è importante comprendere e accettare i possibili rischi e complicanze.

- Edemi (gonfiori) ed eritemi (arrossamenti) estremi sono reazioni rare al trattamento e, normalmente, scompaiono entro pochi giorni. Se dovessero manifestarsi queste reazioni, applicare subito un panno umido e freddo sulla parte per almeno 10 minuti in modo da raffreddarla e applicare una pomata contro le ustioni.
- In casi molto rari, l'utente potrebbe riscontrare un allargamento dei capillari sanguigni superficiali. Ciò potrebbe causare un arrossamento temporaneo che dura un paio di giorni. Inoltre, in corrispondenza di alcuni capillari potrebbero manifestarsi delle macchie rosse, che comunque scompariranno col passare del tempo. Se dovessero manifestarsi questi effetti, consigliamo di raffreddare subito la parte con dell'acqua fredda. Se sintomi quali dolori, arrossamenti cutanei, gonfiori o la sensazione di bruciore dovessero persistere, consigliamo di rivolgersi al proprio medico.

**i** Rivolgersi al proprio medico in caso di sintomi persistenti quali dolori, arrossamenti cutanei, gonfiori o sensazioni di bruciore.

**i** Se entro 48 ore dal primo trattamento dovessero manifestarsi effetti collaterali quali ad es. prurito, rivolgersi al proprio medico prima di continuare con il trattamento stesso.

## 7.5 Uso

1. Assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta. Inoltre è importante non indossare alcun gioiello.
2. Estrarre il prodotto e gli altri componenti dall'imballaggio.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dagli elettrodi **2**.
4. Accendere il prodotto: premere il tasto di comando **5**. Il prodotto si accende automaticamente al livello di potenza I e si accende la spia di controllo relativa.



Verificare se il Slider Gel non sia scaduto.

5. Applicare un sottile velo di Slider Gel sulla superficie da trattare con il prodotto.



Il Slider Gel (o un altro gel a base acqua) semplifica lo scorrimento della superficie di trattamento sulla pelle e permette la conduttività. Per garantire un trattamento sicuro ed efficace, iniziare sempre applicando il Slider Gel. Aggiungere dell'altro se necessario.

6. Poggiare il prodotto con il livello di potenza I sulla parte da trattare. Assicurarsi che il prodotto poggia correttamente sulla pelle. Sarà possibile sentire una leggera sensazione di calore.
7. Spostare il prodotto con movimenti leggeri e massaggianti sulla parte da trattare. Procedere lentamente e con precauzione. Continuare a muovere il dispositivo e assicurarsi che i 3 elettrodi rimangano a contatto con la pelle durante il trattamento della parte.
8. Trattare **ogni** parte per almeno 3-5 minuti, mantenendo il prodotto sempre in movimento.
9. Aumentare gradualmente il livello di potenza. Sebbene i risultati migliori si raggiungano con il livello di potenza massimo, è importante regolare il livello in modo che sia piacevole per la parte da trattare.



L'aumento del livello di potenza può essere sentito attraverso un aumento della temperatura cutanea. Normalmente il prodotto impiega 1 minuto per raggiungere la temperatura

desiderata. Durante il trattamento la pelle diventa leggermente rossa. Questa reazione è però del tutto normale. In caso di malessere, interrompere immediatamente il trattamento con il prodotto.

10. All'inizio, provare a muovere il prodotto lentamente. Quando la parte da trattare diventa calda e si ha una sensazione spiacevole, provare a muovere il prodotto più velocemente.
11. Pulire la parte trattata: rimuovere il Slider Gel residuo dalla superficie di trattamento **3** e pulire la pelle con acqua calda. Asciugare la pelle e applicare prodotti idratanti per il viso.

## 8 Pulizia

IT

### AVVISO! PERICOLO DI CORTO CIRCUITO!

- Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.

### AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzole con setole metalliche o di nylon né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili, per non danneggiare le superfici.
1. Spegnerne il prodotto. Pulire il Slider Gel residuo con della carta pulita e umida (ad es. carta igienica o panno) dalla superficie di trattamento **3**. Assicurarsi di rimuovere tutti i

residui di gel in modo da evitare depositi che possono danneggiare il prodotto.

A riguardo, può essere utilizzato dell'alcol al 65%.

2. Pulire il prodotto e la superficie di trattamento con un panno leggermente umido.
3. Asciugare il prodotto con un panno morbido, asciutto.

## 9 Stoccaggio

Consigliamo di riporre il dispositivo nella confezione originale dopo la pulizia. Assicurarsi che prima della conservazione il dispositivo sia completamente asciutto.

IT

## 10 Risoluzione dei problemi


Alcuni problemi potrebbero essere causati da piccoli errori che l'utente può eliminare da solo. Seguire le istruzioni della tabella sottostante. Se però il problema dovesse persistere, rivolgersi al servizio assistenza clienti. Non riparare mai il prodotto da soli.

Guasto	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non si accende.	La batteria è scarica.	Ricaricare il prodotto (vedere il capitolo "Caricamento batteria").
L'indicatore batteria <b>7</b> arancione lampeggia.	La batteria è quasi scarica.	
Non si rileva alcun calore nonostante il prodotto sia acceso.	Il contatto cutaneo con la superficie di trattamento <b>3</b> non è sufficiente oppure non è stata applicata una quantità di Slider Gel sufficiente.	Applicare una parte sufficiente di Slider Gel sulla parte da trattare e verificare che la superficie di trattamento poggia completamente sulla pelle.
Una o più spie dell'indicatore di livello <b>6</b> lampeggiano continuamente.	Si è verificato un errore di funzionamento.	Spegnere completamente il prodotto e poi riaccenderlo.

## II Dati tecnici

Modello:	FAC01
Tecnologia:	tecnologia della luce RF-& LED
Luce a LED:	630 nm±5 nm
RF:	1 MHz±30 %; max. 13 W
Funzionamento e sicurezza:	<b>Sensore e stabilizzatore termico:</b> Questi sensori misurano la temperatura cutanea, stabilizzano l'energia termica e prevengono il surriscaldamento. Quando la temperatura cutanea raggiunge 43 °C, lo stabilizzatore interrompe automaticamente l'emissione di energia termica e, prima di riattivarsi, aspetta che la temperatura cutanea sia diminuita. <b>Sensore di movimento:</b> Il sensore eroga il calore RF solo quando il prodotto viene spostato sulla pelle.
Peso del prodotto:	ca. 51 g
Temperatura di esercizio:	10°C - 35°C
Temperatura di conservazione:	-20°C - +60°C
Umidità relativa durante il funzionamento:	30 - 75%
Umidità relativa durante la conservazione:	10 - 75%
Pressione ambiente durante il funzionamento:	500 - 1060 hPa
Pressione ambiente durante la conservazione:	700 - 1060 hPa
Tensione di ingresso:	5 V/I A===
Capacità della batteria:	500 mAh
Presenza per la ricarica:	USB tipo-C
Tempo di ricarica:	ca. 3 ore
Tempo di utilizzo:	20-30 minuti quando la batteria è completamente carica

## 12 Dichiarazione di conformità

 È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

## 13 Smaltimento

### 13.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

IT

### 13.2 Smaltimento dell'apparecchio usato

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



**Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici!**

Se si prevede di non usare più il prodotto, **la legge obbliga l'utilizzatore a smaltirlo separato dai rifiuti domestici**, ad es. consegnandolo presso la piattaforma ecologica del Comune di residenza. Questo serve ad assicurare che i dispositivi usati vengano riciclati correttamente, evitando così di danneggiare l'ambiente. Per questo motivo, gli elettrodomestici sono contrassegnati con il simbolo riportato sopra.



**Batterie e batterie ricaricabili non vanno smaltiti nei rifiuti domestici!**

In qualità di consumatore è obbligato per legge di smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente se contengono sostanze dannose\* presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere in modo che possano essere smaltite in tempo reale.

\* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo, Li = litio

## 14 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione

difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarLa!

## **15 Servizio di assistenza clienti**

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Numero del servizio: +31 (0) 180-330550

E-mail: [servizioclientiit@silkn.eu](mailto:servizioclientiit@silkn.eu)

## Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltende eller under et patent eller under Invention Works B.V.s patentrettigheter.

NO

Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentan-meldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland  
www.silkn.eu – info@silkn.eu



# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Leveranse/produktdele</b>	<b>194</b>
<b>2</b>	<b>Generelt</b>	<b>194</b>
2.1	Les og ta vare på bruksanvisningen	194
2.2	Tegnforklaring	194
<b>3</b>	<b>Sikkerhet</b>	<b>195</b>
3.1	Forskriftsmessig bruk	195
3.2	Sikkerhetsinformasjon	196
<b>4</b>	<b>Produktbeskrivelse</b>	<b>202</b>
<b>5</b>	<b>Kontrollere produkt og pakningsinnhold</b>	<b>202</b>
<b>6</b>	<b>Opplading</b>	<b>203</b>
<b>7</b>	<b>Betjening</b>	<b>204</b>
7.1	Slå produktet av og på, og velge energinivå	204
7.2	Behandlinger	204
7.3	Hva du kan forvente	205
7.4	Mulige bivirkninger	205
7.5	Bruk	206
<b>8</b>	<b>Rengjøring</b>	<b>207</b>
<b>9</b>	<b>Oppbevaring</b>	<b>208</b>
<b>10</b>	<b>Feilutbedring</b>	<b>208</b>
<b>11</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>209</b>
<b>12</b>	<b>Samsvarserklæring</b>	<b>209</b>
<b>13</b>	<b>Avhending</b>	<b>210</b>
13.1	Avhending av emballasjen	210
13.2	Kassere gammelt apparat	210
<b>14</b>	<b>Garantiinformasjon</b>	<b>210</b>
<b>15</b>	<b>Kundeservice</b>	<b>210</b>

# 1 Leveranse/produktdele

- |   |                  |   |                   |
|---|------------------|---|-------------------|
| 1 | FaceTite Mini    | 6 | Energivåindikator |
| 2 | Elektroder       | 7 | Batteri-indikator |
| 3 | Behandlingsflate | 8 | Ladekontakt       |
| 4 | LED-lys          | 9 | USB-kabel         |
| 5 | Styreknapp       |   |                   |

## 2 Generelt

### 2.1 Les og ta vare på bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen hører til dette eksemplaret av FaceTite Mini (heretter også kalt "produkt"). Den inneholder viktig informasjon om idriftsetting og betjening.

Bruksanvisningen tar utgangspunkt i standardene og reglene som gjelder i EU. Ta også hensyn til nasjonale retningslinjer og lover.

Les bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsinformasjonen, nøye før du tar produktet i bruk. Hvis du ikke følger denne bruksanvisningen, kan det oppstå alvorlige personskader eller skader på produktet.

Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, skal bruksanvisningen følge med.

### 2.2 Tegnforklaring

De følgende symbolene brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.

## ADVARSEL!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risikograd, som, dersom den ikke unngås, kan ha død eller alvorlige skader som følge.

## FORSIKTIG!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med lav risikograd, som, dersom den ikke unngås, kan ha små eller moderate skader som følge.

## MERK!

Dette signalordet advarer mot mulige materielle skader.



Dette symbolet henviser til nyttig tilleggsinformasjon om montering eller bruk.



Samsvareklæring (se kapittelet «Samsvareklæring»): Produkter som er merket med dette symbolet, innfrir alle gjeldende forskrifter for det europeiske markedet.



Ikke bruk produktet i nærheten av badekar, dusj, servant eller andre vannbeholdere.



## 3 Sikkerhet

### 3.1 Forskriftsmessig bruk

Produktet er bare ment for anti-aging-behandlinger i ansiktet. Det er utelukkende beregnet på privat bruk og ikke egnet for industrielle bruksområder.

Bruk bare produktet i henhold til denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som ikke-forskriftsmessig og kan føre til

materielle skader eller til og med personskader. Produktet er ikke noe leketøy.

Produsenten eller forhandleren tar intet ansvar for skader som oppstår ved ikke-forskriftsmessig eller feil bruk.

### 3.2 Sikkerhetsinformasjon

#### ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Koble bare til tilkoblingskabelen dersom spenningen i spenningskilden samsvarer med opplysningene på typeskiltet.
- Produktet skal bare forsynes med ekstra lav spenning (ELV).
- Ikke bruk produktet eller USB-kabelen hvis de har synlige skader. Produsenten eller kundeservice må erstatte skadde eller defekte deler for å unngå farer.
- Bruk bare produktet med USB-kabelen som følger med.
- USB-kabelen som følger med, skal bare koble til produktet. Ikke bruk det til andre formål.
- Ikke åpne produktet, men få det reparert av en fagperson. Ta i den forbindelse kontakt med kundeservice. Ansvars- og garantikrav ugyldiggjøres i tilfelle egenutførte reparasjoner, feilaktig tilkobling eller feil betjening.
- Ikke bruk produktet mens det lades opp.

- Ikke senk produktet eller USB-kabelen ned i vann eller andre væsker.
- Hold USB-kabelen unna vann. Den er ikke vanntett.
- Slå alltid av produktet når du ikke bruker det, når du skal rengjøre det, eller i tilfelle en feil. Trekk alltid ut pluggen på USB-kabelen når du ikke vil lade opp produktet.
- Ta aldri på USB-kabel med våte eller fuktige hender.
- Putt aldri noen gjenstander inn i produktet.
- Flytt, trekke eller bær aldri produktet etter USB-kabelen.
- Hold produktet og USB-kabelen unna åpen flamme og varme overflater.
- Bruk bare produktet innendørs.

NO



ADVARSEL! FARER FOR BARN OG PERSONER MED REDUSERTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER (FOR EKSEMPEL DELVIS FUNKSJONSHEMMEDE, ELDRE PERSONER MED BEGRENSEDE FYSISKE OG MENTALE EVNER) ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG KUNNSKAP (FOR EKSEMPEL ELDRE BARN).

NO

- Barn og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner (f.eks. funksjonshemmede, eldre personer med begrensede fysiske og mentale evner) eller manglende erfaring og kunnskap (f.eks. eldre barn) skal ikke bruke produktet.
- Barn skal ikke ha tilgang til produktet eller tilkoblingsledningen.
- Barn skal ikke leke med produktet.
- Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold.

## FORSIKTIG!

### Skal ikke brukes hvis du

- har pacemaker, implanterbar hjertestarter eller et elektrisk implantat i kroppen
- har dårlig kontrollerte endokrine lidelser, som diabetes og skjoldbruskkjertelsykdommer
- har en historikk med hudkreft, en aktuelle kreftsykdom eller premaligne leverflekker
- har undergått stråle- eller kjemoterapi i løpet av de 3 siste månedene eller har området med potensielt ondartet hudkreft
- har svekket immunsystem på grunn av immunsuppressive sykdommer som AIDS og HIV eller inntar immunsuppressive legemidler
- har bruk isotretinoin (Accutane®) i løpet av 6 måneder før behandlingen
- har en sykdom som henger sammen med lysømfintlighet, som porfyri, polymorft lysutslett, solar urtikaria, lupus osv.
- lider av epilepsi
- er gravid eller ammer

NO

## **i** Skal ikke brukes på steder som

- har permanent implantat som metallplater og -skruer, silikonimplantater eller områder med injiserte fyllinger eller toksiner
- har aktive sykdommer i behandlingsområdet, som sår, psoriasis, eksem, utslett, åpne risper, skrubbsår eller lesjoner
- har traumatisert eller skadd hud
- nylig har vært utsatt for sola uten beskyttelse (vent 1 dag); vent 3 dager ved solbrun eller solbrent hud
- er operert samt 3 måneder før behandlingen
- er tatovert
- har langt eller tykt hår. Bruk av produktet kan føre til mindre bloduttredelser.

NO

## **i** Forhør deg med lege før du fortsetter behandlingen, dersom du får bivirkninger som hudkløe i løpet av 48 timer etter første gangs bruk.

## **i** Forhør deg med lege hvis du

- har couperose eller rosacea
- har en historikk med sykdommer som stimuleres av varme, f.eks. gjentakende herpes simplex i behandlingsområdet. Hvis dette er tilfellet, kan du bare behandle profylaktisk.
- har brukt reseptbelagte legemidler på huden i løpet av de 6 siste månedene
- har en historikk med hudsykdommer, keloider, problemer med sårheling eller svært tørr og ømfintlig hud
- har en annen sykdom som ifølge lege eller dermatolog gjør denne behandlingen usikker for deg

## MERK! FARE FOR SKADE!

- Bruk produktet på en godt tilgjengelig, jevn, tørr, varmebestandig og tilstrekkelig stabil



arbeidsflate. Ikke legg fra deg produktet på kanten av arbeidsflaten.

- Legg aldri produktet på eller i nærheten av varme overflater (kokeplater osv.), og utsett aldri produktet for høy temperatur (oppvarming osv.) eller værpåvirkning (regn osv.).
- Hold produktet og strømkabelen unna åpen flamme og varme overflater.
- Senk aldri produktet ned i vann for å rengjøre det.
- Legg aldri produktet i oppvaskmaskinen. Da blir det ødelagt.
- Slutt å bruke produktet hvis noen produktdele inneholder sprekker eller revner eller er deformert. Skift bare ut skadde deler mot passende originale reservedeler.
- Ikke utfør reparasjoner eller endringer av produktet selv. Reparasjoner skal bare utføres av opplært personale.
- Bruk bare produktet når omgivelsestemperaturen ligger mellom 10 °C og 35 °C.
- Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukerne.

NO

- Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut. Når batteriet har nådd slutten av sin levetid, skal apparatet kastes på forskriftsmessig måte.

#### 4 Produktbeskrivelse

Dette produktet er laget for å redusere aldringstegn i ansiktet. Det bruker RF-teknologi som fungerer på de fine partiene av ansiktet. Den trenger dypt inn i lærhuden for å gjenopprette kollagenet, stramme opp vevet og redusere rynker rundt øynene eller fine linjer.

NO

Du kan behandle følgende hudpartier i ansiktet (se **fig. B**):

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> Linjer mellom øyenbrynene | <b>D</b> Rynker i munnviken |
| <b>B</b> Smilerynker               | <b>E</b> Nasolabialfold     |
| <b>C</b> Fine linjer under øynene  | <b>F</b> Tårekanal          |

#### 5 Kontrollere produkt og pakkingsinnhold

MERK! FARE FOR SKADE!

**i** Det er forbudt å skade produktet hvis du åpner produktet uforsiktig med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander. Vær svært forsiktig når du åpner produktet.

1. Ta produktet ut av emballasjen.
2. Forsikre deg om at alle delene følger med (se **fig. A**).


3. Kontroller om produktet eller enkeltdele er skadd. Hvis dette er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Ta kontakt med vår kundeservice.



## 6 Opplading

### ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADE!

- Ikke lad opp produktet når det er i bruk eller er vått. Sørg for at det er tørt for opplading.
- Lad bare opp produktet med USB-kabelen som følger med.
- Lad bare opp produktet med temperaturer mellom 0 og 40 °C.
- Koble alltid ut USB-tilkoblingskabelen etter opplading.



- Lad batteriet helt opp før første gangs bruk.
- Batteri-indikatoren  blinker oransje når batteriet snart er tomt. Lad opp produktet igjen.
- Produktet kan ikke brukes under opplading.
- Når produktet er ladet helt opp, kan du bruke det i 20–30 minutter. Hvor lenge produktet kan brukes, avhenger av energinivået.

1. Koble den minste enden av USB-kabelen  inn i ladekontakten  på produktet.
2. Koble den største enden av USB-kabelen inn i USB-kontakt på en kompatibel USB-strømkilde (f.eks. USB-strømforsyning eller datamaskin) for å lade opp.  
Ladeprosessen startes automatisk, og batteri-indikatoren blinker grønt.

3. Når produktet er ladet helt opp, lyser batteri-indikatoren grønt. Trekk USB-kabelen ut av ladekontakten og USB-strømkilden.

## 7 Betjening

### 7.1 Slå produktet av og på, og velge energinivå



- Produktet har 4 energinivåer. Nivå 1 har lavest og nivå 4 høyest effekt.
- Du kan bruke styreknappen **5** til å slå produktet av og på eller endre energinivå.

1. Hold inne styreknappen i 2 sekunder.

Nivå 1 er aktivert. Energinivåindikatoren **6** lyser hvitt.

Trykk på styreknappen igjen for å bytte til neste energinivå. Etter nivå 4 begynner nivåindikatoren på nivå 1 igjen.

2. Hold inne styreknappen i 2 sekunder en gang til. Produktet er slått av.

### 7.2 Behandlinger

- Start med energinivå 1, og bytt til et annet energinivå dersom temperaturen i behandlingsområdet er behagelig.
- Bruk produktet i 3 til 5 minutter på hvert behandlingsområde for maksimal effekt.
- Bruk produktet 2 til 3 ganger i uka i de første åtte ukene.
- Etter åtte uker bør du bruke produktet ukentlig for å opprettholde virkningen.

#### For maksimal effekt:

- Forsikre deg om at du påfører tilstrekkelig Slider Gel (eller en annen vannbasert gel) før bruk for å dekke elektrodene på behandlingsområdet.
- Ikke la produktet stå på ett sted. Flytt stadig på produktet slik at du dekker over hele behandlingsområdet. Dermed unngår

du å overopphete huden og senker risikoen for uønskede effekter.

- Påse at de 3 elektrodene **2** alltid har full hudkontakt.
- Hvis du opplever energinivået som ubehagelig, må du redusere det ned til et nivå du synes er behagelig.
- Endre bare energinivå når produktet ikke er i kontakt med huden.

### 7.3 Hva du kan forvente

Under en behandling kan du oppleve følgende:

- En varmefølelse
- Rødme eller lett oppsvulming: Dette skal avta i løpet av et par timer eller opptil én dag.
- En surrende lyd fra RF-strømmen.

### 7.4 Mulige bivirkninger

Hvis du følger bruksanvisningen nøyaktig og tar hensyn til alle advarslene, oppstår komplikasjoner og bivirkninger sjelden. Alle kosmetiske behandlinger, også for hjemmebruk, medfører likevel en viss risiko. Derfor er det viktig at du forstår og aksepterer de risikoene og komplikasjonene som kan oppstå.

- Kraftig ødem (oppsvulming) og erytem (rødme) er sjeldne reaksjoner på behandlingen, som avtar i løpet av få dager i de fleste tilfeller. Hvis det oppstår tegn på dette, må du umiddelbart bruke en fuktig og kjølig klut til å kjøle ned området i minst 10 minutter og påføre en krem mot forbrenninger.
- I sjeldne tilfeller kan brukeren oppleve at kapillarene blir større. Dette kan føre til forbigående rødme som stanser etter et par dager. I tillegg kan det oppstå røde flekker på noen kapillarer som også avtar over tid. Hvis det oppstår tegn på dette, anbefaler vi deg å kjøle ned området med kaldt vann umiddelbart. Ta kontakt med lege hvis du opplever varige symptomer som smerter, rødme, oppsvulming eller en brennende følelse.

**i** Oppsøk lege hvis du opplever varige symptomer som smerter, rødme, oppsvulming eller en brennende følelse.

- i** Hvis det oppstår uforventede bivirkninger i løpet av 48 timer etter den første behandlingen, f.eks. kløe, må du oppsøke lege før du fortsetter behandlingen.

## 7.5 Bruk

1. Forsikre deg om at huden er ren og tørr, og at du har tatt av deg alle smykker.
2. Ta produktet og de andre komponentene ut av emballasjen.
3. Fjern beskyttelsesfolien som dekker til elektrodene **2**.
4. Start produktet: Trykk på styreknappen **5**. Produktet startes automatisk på energinivå 1, og kontrollampen for energinivå 1 lyser.

**NO** **i** Kontroller om Slider Gel er utløpt.

5. Påfør et tynt lag Slider Gel på produktets behandlingsflate.

- i** Slider Gel (eller en annen vannbasert gel) gjør det enklere å gli behandlingsoverflaten jevnt over huden og sørger for ledeevne. For å garantere sikker og effektiv behandling må du alltid starte med å påføre Slider Gel og om nødvendig ta på mer gel.

6. Legg produktet mot punktet som skal behandles, med energinivå 1. Sørg for at produktet ligger godt mot huden. Du vil føle en lett varme.
7. Beveg produktet med myke, massasjelignende bevegelser over punktet som skal behandles. Gå langsomt og forsiktig fram. Beveg apparatet videre, og sørg for at de 3 elektrodene er i full kontakt med huden under behandling av området.
8. Behandle **alle** områdene i minst 3 til 5 minutter, og sørg for at produktet alltid er i bevegelse.
9. Øk energinivået trinnvis. Du får de beste resultatene med det høyeste energinivået, men det er viktig at du stiller inn et energinivå som er behagelig for området som skal behandles.

- i** Du kommer til å føle at temperaturen i huden økes når du øker energinivå. Det tar som regel omtrent 1 minutt før produktet har nådd ønsket temperatur. Huden blir litt rød under behandlingen. Det er ikke farlig og helt normalt. Slutt å bruke produktet hvis du føler ubehag.

10. Prøv å bevege produktet langsomt først. Hvis behandlingsområdet er varmt og ubehagelig, kan du prøve å bevege produktet fortere.
11. Rengjør området som er behandlet. Fjern restene av Slider Gel fra behandlingsflaten **3**, og rengjør huden med varmt vann. Tørk av huden, og påfør fuktighetsgivende produkter i ansiktet.

## 8 Rengjøring

### MERK! FARE FOR KORTSLUTNING!

- Ikke senk produktet ned i vann eller andre væsker.
- Sørg for at det ikke trenger vann eller andre væsker inn i produktet.

### MERK! FARE FOR SKADE!

- Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler, børster med metall- eller nylonbust, skarpe gjenstander i metall som kniver, harde sparkler eller lignende til rengjøringen. Disse kan skade overflatene.
1. Slå av produktet. Tørk vekk Slider Gel restene forsiktig fra behandlingsflaten **3** med rent, fuktig papir (f.eks. toalettpapir eller et papirhåndkle). Fjern alle gelrestene for å forhindre at de setter seg fast eller skader produktet. De kan bruke rengjøringsalkohol opptil 65 %.
  2. Tørk av produktet og behandlingsflaten med en lett fuktet klut.
  3. Tørk produktet med en myk, tørr klut.

## 9 Oppbevaring

Vi anbefaler å oppbevare apparatet i originalemballasjen etter rengjøring. Apparatet skal være helt tørt før oppbevaring.

## 10 Feilutbedring

Noen problemer kan skyldes mindre feil som du kan utbedre selv. Følg anvisningene i tabellen nedenfor. Hvis det likevel ikke er mulig å løse problemet, kan du ta kontakt med kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak	Utbedring
Produktet slår seg ikke på.	Batteriet er tomt.	Lad opp batteriet (se kapitlet "Lade opp batteriet").
Batteri-indikatoren <b>7</b> blinker oransje.	Batteriet er nesten tomt.	
Det føles ingen varme selv om produktet er slått på.	Det er ikke nok hudkontakt med behandlingsflaten <b>3</b> , eller det er ikke påført Slider Gel på behandlingsflaten.	Påfør tilstrekkelig Slider Gel på behandlingsflaten, og sørg for at behandlingsflaten ligger helt inntil ansiktshuden.
Ett eller flere lys i nivåindikatoren <b>6</b> blinker kontinuerlig.	Det har oppstått en funksjonsfeil.	Slå produktet helt av og deretter på igjen.

NO



## II Tekniske data

Modell:	FAC01
Teknologi:	RF- og LED-lysenergiteknologi
LED-lysenergi:	630 nm±5 nm
RF:	1 MHz±30 %; maks. 13 W
Drift og sikkerhet:	

### Varmesensor og varmestabilisator:

Disse måler hudtemperaturen, stabiliserer varmeenergien og forhindrer overoppheting. Hvis hudtemperaturen når 43 °C, avbryter stabilisatoren varmeutstrålingen automatisk fram til hudtemperaturen har sunket såpass mye at stabilisatoren kan starte oppvarmingen igjen.

### Bevegelsessensor:

Sensoren avgir bare RF-varme når du beveger produkter over huden.

Produktets vekt:	ca. 51 g
Driftstemperatur:	10–35 °C
Oppbevaringstemperatur	-20–+60 °C
Relativ luftfuktighet under drift:	30–75 %
Relativ luftfuktighet under oppbevaring:	10–75 %
Omgivelsestrykk under drift:	500–1060 hPa
Omgivelsestrykk under oppbevaring:	700–1060 hPa
Inngangsspenning:	5 V/I A===
Batterikapasitet:	500 mAh
Ladekontakt:	USB type C
Ladetid:	ca. 3 timer
Driftslengde:	20–30 minutter med helt oppladet batteri

## 12 Samsvarserklæring



Du kan be om EU-samsvarserklæringen fra adressen som er ført opp til slutt i denne bruksanvisningen.

NO

## 13 Avhending

### 13.1 Avhending av emballasjen



Kildesorter emballasjen. Papp og kartong leveres i papirdunken, folien sorteres som plast.

### 13.2 Kassere gammelt apparat

Gjelder EU og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av avfall.



#### **Gamle apparater skal ikke kastes i restavfallet!**

Når produktet ikke lenger kan brukes, er forbrukeren

**rettslig forpliktet til å sortere og levere inn**

**gamle apparater**, f.eks. til en lokal miljøstasjon. Slik

sikres det at gamle apparater blir gjenvunnet, og at negativ effekt på miljøet reduseres. Derfor er elektriske apparater merket med symbolet over.



#### **Batterier og batteripakker skal ikke i restavfallet!**

Som forbruker er du rettslig forpliktet til å levere

batteriene inn til en lokal miljøstasjon eller forhandler,

uansett om de inneholder skadelige stoffer\* eller ikke, slik at de kan gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

\* Merket med: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly, Li = litium

## 14 Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessene. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

## 15 Kundeservice

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du

trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som PDF-fil.

Servicenummer: +31 (0) 180-330550

E-post: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

Silkn Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentan-mälningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silkn Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Leveransomfattning/produktdelar</b>	<b>214</b>
<b>2</b>	<b>Allmänt</b>	<b>214</b>
2.1	Läsa och förvara bruksanvisningen	214
2.2	Teckenförklaring	214
<b>3</b>	<b>Säkerhet</b>	<b>215</b>
3.1	Tillåten användning	215
3.2	Säkerhetsanvisningar	216
<b>4</b>	<b>Produktbeskrivning</b>	<b>222</b>
<b>5</b>	<b>Kontrollera produkten och leveransomfattningen</b>	<b>222</b>
<b>6</b>	<b>Laddning</b>	<b>223</b>
<b>7</b>	<b>Användning</b>	<b>224</b>
7.1	Sätta på och stänga produkten samt välja användningsnivå	224
7.2	Behandlingar	224
7.3	Vad du kan vänta dig	225
7.4	Möjliga bieffekter	225
7.5	Användning	226
<b>8</b>	<b>Rengöring</b>	<b>227</b>
<b>9</b>	<b>Lagring</b>	<b>228</b>
<b>10</b>	<b>Felsökning</b>	<b>228</b>
<b>11</b>	<b>Tekniska data</b>	<b>229</b>
<b>12</b>	<b>Försäkran om överensstämmelse</b>	<b>229</b>
<b>13</b>	<b>Avfallshantering</b>	<b>230</b>
13.1	Avfallshandera förpackningen	230
13.2	Avfallshantering av uttjänta apparater	230
<b>14</b>	<b>Garantiinformation</b>	<b>230</b>
<b>15</b>	<b>Kundtjänst</b>	<b>230</b>

# I Leveransomfattning/produkt delar

- |   |                |   |                    |
|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | FaceTite Mini  | 6 | Energivåindikering |
| 2 | Elektroder     | 7 | Batteriindikering  |
| 3 | Behandlingsyta | 8 | Laddanslutning     |
| 4 | LED-ljus       | 9 | Usb-kabel          |
| 5 | Styrknapp      |   |                    |

## 2 Allmänt

### 2.1 Läsa och förvara bruksanvisningen



Denna bruksanvisning tillhör FaceTite Mini (här även kallad "produkt"). Den innehåller viktig information om ibruktagande och användning.

Bruksanvisningen baseras på gällande normer och regler i EU. Observera särskilda nationella bestämmelser och lagar i utlandet.

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Det gäller i synnerhet säkerhetsanvisningarna. Risk för svåra personskador eller skador på produkten om inte bruksanvisningen följs.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om produkten överlämnas till tredje part ska även bruksanvisningen överlämnas.

### 2.2 Teckenförklaring

Följande symboler används i den här bruksanvisningen, på produkten eller på förpackningen.

## VARNING!

Symbolen/signalordet indikerar en risk som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller svåra personskador.

## FÖRSIKTIGHET!

Symbolen/signalordet indikerar en risk som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller måttliga personskador.

## OBS!

Signalordet varnar för en risk för materialskador.



Denna symbol ger dig användbar information om monteringen eller användningen.

SV



Försäkran om överensstämmelse (se kapitel "Försäkran om överensstämmelse"): Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga gemenskapsbestämmelser inom EES.



Använd inte produkten nära badkar, duschar, tvättställ eller andra vattenfyllda kärl.



## 3 Säkerhet

### 3.1 Tillåten användning

Produkten ska bara användas som behandling för hudföryngring i ansiktet.

Den är bara avsedd för privat bruk. Ej för kommersiella ändamål.

Använd bara produkten enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen. All annan användning är otillåten och kan

medföra skador på material, föremål eller personer. Produkten är inte en leksak.

Varken tillverkaren eller återförsäljaren tar något ansvar för skador som beror på otillåten eller felaktig användning.

### 3.2 Säkerhetsanvisningar


#### VARNING! RISK FÖR ELSTÖTAR!

- Anslut bara kabeln om spänningen i spänningskällan överensstämmer med uppgifterna på typskylten.
- Produkten får endast drivas med skyddsklenspänning.
- Använd inte produkten eller usb-kabeln om det finns synliga skador. För att undvika risker ska du låta tillverkaren eller kundtjänst ersätta de skadade eller defekta delarna.
- Använd bara produkten med den medföljande usb-kabeln.
- Den medföljande usb-kabeln får bara anslutas till produkten. Använd den inte för andra ändamål.
- Öppna inte höljet utan överlåt reparationen åt en fackkunnig. Vänd dig till kundtjänst i detta ärende. Egen reparation, ej fackmässig anslutning eller felaktig användning medför att garantin upphör att



gälla och att rätten till garantianspråk förverkas.

- Använd inte produkten medan den laddas.
- Doppa inte produkten eller usb-kabeln i vatten eller andra vätskor.
- Håll usb-kabeln borta från vatten. Den är inte vattentät.
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, vid rengöring eller felfunktion. Dra alltid ut usb-kabeln när produkten inte laddas.
- Rör aldrig usb-kabeln med våta eller fuktiga händer.
- Stick aldrig in föremål i höljet.
- Flytta, dra eller bär aldrig produkten i usb-kabeln.
- Håll produkten och usb-kabeln borta från öppen eld och heta ytor.
- Använd bara produkten inomhus.

 **VARNING! BARN OCH PERSONER MED BEGRÄNSAD FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA (EXEMPELVIS PERSONER MED FUNKTIONSHINDER, ÄLDRE PERSONER MED BEGRÄNSAD FYSISK OCH MENTAL FÖRMÅGA) ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAPER (EXEMPELVIS ÄLDRE BARN) RISKERAR ATT SKADAS.**

- Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga (t.ex. personer med funktionshinder, äldre personer med begränsad fysisk och mental förmåga) eller brist på erfarenhet och kunskaper (t.ex. äldre barn) får inte hantera produkten.
- Håll barn borta från produkten och från anslutningskabeln.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Låt inte barn rengöra eller underhålla produkten.

## FÖRSIKTIGHET!

### **Använd inte produkten under följande förutsättningar:**

- Du har en pacemaker, en intern defibrillator eller ett elektriskt implantat någonstans i kroppen.
- Du lider av svårkontrollerade endokrina störningar, som diabetes eller sköldkörtelproblem
- Du har tidigare haft hudcancer, har en aktuell cancersjukdom eller leverfläckar i förstadiet till malignt melanom.
- Du har genomgått en behandling med strålning eller cellgifter de senaste 3 månaderna eller har områden med potentiellt svårartad hudcancer.
- Du har ett försvagat immunsystem på grund av nedbrytande sjukdomar som AIDS och HIV, eller äter immunsuppressiva läkemedel.
- Du har använt isotretinoin (Accutane®) de senaste 6 månaderna före behandlingen.
- Du har en sjukdom som gör dig ljuskänslig, som porfyri, polymorf ljusdermatos, solurtikaria, lupus osv.
- Du lider av epilepsi.
- Du är gravid eller ammar.



### **Använd inte produkten på följande ställen:**

- Områden med permanenta implantat som metallplattor och -skruvar, silikonimplantat eller områden med injicerade fyllnadsmedel eller toxiner.
- Områden med aktiva sjukdomar, t.ex. sår, psoriasis, eksem, utslag eller öppna skrapår eller skavsår.
- Områden med stressad eller skadad hud.
- Områden som nyligen utsatts för sol utan skydd (vänta 1 dag); solbränd eller solskadad hud (vänta 3 dagar).
- Områden som opererats inom 3 månader före behandlingen.
- Områden som är tatuerade.
- Områden med långa eller tjocka hårstrån. Användning av produkten kan ge lätta blåmärken.



### **Rådfråga din läkare innan du fortsätter behandlingen, om du upplever bieffekter som hudklåda inom 48 timmar efter den första behandlingen.**



### **Rådfråga din läkare i följande situationer:**

- Du har couperose eller rosacea.
- Du har en förhistoria av värmeframkallade sjukdomar, t.ex. återkommande herpes simplex, i behandlingsområdet. Om så är fallet får du bara behandla profylaktiskt.
- Du har använt receptbelagd medicin på huden de senaste 6 månaderna.
- Du har en förhistoria med hudsjukdomar, keloider, sår läkningsstörningar samt mycket torr och känslig hud.
- Du har en annan sjukdom som gör att din läkare eller dermatolog bedömer behandlingen som osäker.

## OBS! RISK FÖR MATERIALSKADOR!

- Använd produkten på en lättåtkomlig, jämn, torr, värmebeständig och tillräckligt stabil arbetsyta. Lägg inte produkten på eller intill kanten på arbetsytan.
- Lägg aldrig produkten i närheten av heta ytor (t.ex. spishällar) och utsätt aldrig produkten för höga temperaturer (t.ex. värmeelement) eller väderpåverkan (t.ex. regn).
- Låt inte produkten och kabeln komma i kontakt med öppen eld eller heta ytor.
- Doppa aldrig produkten i vatten för att rengöra den.
- Lägg aldrig produkten i diskmaskinen. Det skulle förstöra den.
- Använd inte produkten mer om komponenter på produkten uppvisar sprickor eller brott eller är deformerade. Skadade komponenter ska bara ersättas med passande reservdelar.
- Utför inga egna reparationer eller ändringar av produkten. Låt bara utbildad personal utföra reparationer.
- Använd bara produkten i omgivningstemperaturer mellan 10 °C och 35 °C.

- Apparaten innehåller batterier som inte kan bytas av användaren.
- Apparaten innehåller batterier som inte går att byta ut. Kassera apparaten på korrekt sätt när batteriet är uttjänt.

## 4 Produktbeskrivning

Produkten är konstruerad för att reducera ålderstecken i ansiktet. Den använder RF-teknik som jämnar ut hudens fina ansiktspartier. RF-tekniken tränger ned djupt i läderhuden (hudens mellersta skikt) för att återbilda kollagen, strama upp vävnader och minska rynkor eller fina linjer runt ögonen.

Du kan behandla följande hudpartier i ansiktet (se **bild B**):

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>A</b> Linjer mellan ögonbrynen | <b>D</b> Rynkor runt munnen                          |
| <b>B</b> Rynkor runt ögonen       | <b>E</b> Nasolabialveck (rynkor mellan näsa och mun) |
| <b>C</b> Fina linjer under ögonen | <b>F</b> Ringar under ögonen                         |

## 5 Kontrollera produkten och leveransomfattningen

**OBS! RISK FÖR MATERIALSKADOR!**

**i** Om du öppnar förpackningen med en vass kniv eller ett annat spetsigt föremål finns det en risk att produkten skadas. Var försiktig när du öppnar produkten.

1. Ta ut produkten ur förpackningen.
2. Se efter att alla delar finns med (se **bild A**).

3. Kontrollera att varken produkten eller enskilda delar är skadade. Använd inte produkten om så är fallet. Vänd dig till vår kundtjänst.

## 6 Laddning

### **VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!**

- Ladda inte produkten när den används eller är våt. Se till att produkten är torr innan den laddas.
- Ladda bara produkten med den medföljande usb-kabeln.
- Ladda bara produkten i temperaturer mellan 0 och 40 °C.
- Dra alltid ut usb-kabeln efter laddningen.



- Ladda batteriet helt innan produkten används första gången.
  - Batteriindikeringen **7** blinkar orange när batteriet är svagt. Ladda upp produkten igen.
  - Produkten kan inte användas medan den laddas.
  - När produkten är helt laddad kan den användas i 20–30 minuter. Hur länge produkten kan användas varierar mellan olika energinivåer.
1. Anslut den mindre änden på usb-kabeln **9** till ladduttaget **8** på produkten.
  2. Anslut den större änden på usb-kabeln till en kompatibel usb-strömkälla (t.ex. usb-nätadapter eller dator).  
Laddningen startar automatiskt och batteriindikeringen blinkar grönt.

3. När produkten är fulladdad lyser batteriindikeringen med fast grönt sken. Dra ut usb-kabeln ur ladduttaget och usb-strömkällan.

## 7 Användning

### 7.1 Sätta på och stänga produkten samt välja användningsnivå



- Produkten har 4 användningsnivåer. Nivå 1 ger den lägsta och nivå 4 den högsta effekten.
- Med styrknappen **5** kan du sätta på och stänga av produkten eller ändra användningsnivån.

1. Tryck in styrknappen i 2 sekunder.

Nivå 1 är aktiverad. Energienivåindikeringen **6** tänds med vitt sken.

Tryck på styrknappen igen för att växla till nästa nivå.

Efter nivå 4 börjar nivåindikeringen om på nivå 1.

2. Tryck in styrknappen igen i 2 sekunder.

Produkten stängs av.

### 7.2 Behandlingar

- Börja med effektnivå 1 och växla till en annan effektnivå, så länge behandlingsområdet känns bra.
- Använd produkten i 3–5 minuter på varje behandlingsområde för maximal effekt.
- Använd produkten 2 till 3 gånger i veckan under de första åtta veckorna.
- Efter åtta veckor bör du använda produkten varje vecka för att bevara effekten.

#### För maximal effekt:

- Se till att tillräckligt med Slider Gel (eller en annan vattenbaserad gel) har applicerats på behandlingsområdet, så att elektroderna täcker området, innan produkten används.
- Låt inte produkten stå stilla på ett ställe. Flytta produkten över huden hela tiden medan du täcker in hela



behandlingsområdet. På så sätt förhindras att huden överhettas och du minskar risken för oönskade bieffekter.

- Se till att de 3 elektroderna **2** har full kontakt med huden hela tiden.
- Om du upplever en energinivå som obehaglig ska du minska effekten till en behaglig nivå.
- Ändra bara energinivå när produkten inte har kontakt med huden.

### 7.3 Vad du kan vänta dig

Under en behandling kan du uppleva följande:

- En känsla av värme
- En rodnad eller lätt svullnad: Den ska minska redan efter några timmar eller en dag.
- Ett surrande ljud från RF-strömmen.

SV

### 7.4 Möjliga bieffekter

Om du följer anvisningarna noga och respekterar alla varningar är det sällsynt med komplikationer och bieffekter. Varje kosmetisk behandling, även vid hemmabruk, innebär dock en liten risk. Därför är det viktigt att du förstår och accepterar de risker och komplikationer som skulle kunna uppstå.

- Stora ödem (svullnader) och erytem (rodnader) är sällsynta reaktioner på behandlingen och i de flesta fall avtar besvären inom några dagar. Om du ser dessa tecken ska du genast kyla området med en fuktig, kall trasa i minst 10 minuter och sedan smörja på en kylbalsam av den typ som används mot brännskador.
- I sällsynta fall kan användningen medföra att de ytliga blodkärlen utvidgas. Det kan leda till en tillfällig rodnad under några dagar. Över vissa blodkärl kan man dessutom se röda fläckar, men även dessa går över med tiden. Om du ser dessa tecken rekommenderar vi att du genast kyler området med svalt vatten. Vänd dig till läkare om du upplever ihållande symptom som smärtor, hudrodnader, svullnader eller en brännande känsla.

**i** Uppsök läkare om du upplever ihållande symptom som smärtor, hudrodnader, svullnader eller en brännande känsla.

- i** Om du upplever oväntade bieffekter, t.ex. klåda, inom 48 timmar efter den första behandlingen ska du uppsöka läkare innan du fortsätter behandlingen.

## 7.5 Användning

1. Se till att huden är ren och torr, och att du tagit av alla smycken.
2. Ta upp produkten och övriga komponenter ur förpackningen.
3. Ta av skyddsfolien som täcker elektroderna **2**.
4. Starta produkten: Tryck på styrknappen **5**. Produkten startar automatiskt på energinivå I och kontrollampen för energinivå I tänds.

- i** Kontrollera att Slider Gel-produkten inte är utgången.

- SV** 5. Smörj på ett tunt lager Slider Gel på ytan som ska behandlas.

- i** Slider Gel (eller en annan vattenbaserad gel) gör att behandlingsytan på produkten glider jämnt och lätt över huden. För en säker och effektiv behandling ska du alltid börja med att smörja på Slider Gel och sedan applicera mer vid behov.

6. Lägg produkten på behandlingsstället med energinivå I inställd. Se till att produkten ligger an bra mot huden. Du kommer att känna en lätt värmekänsla.
7. Flytta produkten över huden på hela behandlingsstället med mjuka, massageliknande rörelser. Gör det långsamt och försiktigt. Fortsätt flytta apparaten över huden och se till att de tre elektroderna har full kontakt med huden under hela behandlingen.
8. Behandla **varje** område minst 3–5 minuter och håll produkten i rörelse hela tiden.
9. Öka energinivån stegvis. Du får bäst resultat med den högsta energinivån, men det är viktigt att du ställer in en energinivå för behandlingen som känns bekväm för dig.

- i** Du kommer att känna att huden blir varmare när energinivån ökas. Normalt tar det cirka 1 minut för produkten att nå önskad temperatur. Under behandlingen blir huden lite röd. Det är normalt och inget att oroa sig för.  
Sluta använda produkten direkt om du börjar må dåligt.

10. Försök flytta produkten långsamt i början. Om behandlingsområdet hettar och känns obekvämt, kan du försöka flytta produkten snabbare.
11. Rengör det behandlade området: Torka bort rester av Slider Gel från behandlingsytan **3** och tvätta huden med varmt vatten. Torka av huden och smörj på en fuktighetskräm för ansiktet.

## 8 Rengöring

### OBS! RISK FÖR KORTSLUTNING!

- Doppa inte produkten i vatten eller andra vätskor.
- Se till att vatten eller andra vätskor inte kommer innanför höljet.

SV

### OBS! RISK FÖR MATERIALSKADOR!

- Använd inga aggressiva rengöringsmedel, borstar med metall- eller nylonborst samt inga vassa eller metalliska rengöringsföremål såsom knivar, hårda spatlar och liknande. De kan skada ytan.
1. Stäng av produkten. Torka av rester av Slider Gel från behandlingsytan **3** med ett rent, fuktigt papper (t.ex. toalettpapper eller en trasa). Torka bort alla rester av glidmedel för att förhindra att medlet fastnar eller produkten skadas.  
Du kan använda rengörings-sprit med en alkoholhalt upp till 65 %.
  2. Tvätta av produkten och behandlingsytan med en lätt fuktad trasa.
  3. Torka av produkten med en mjuk, torr trasa.

## 9 Lagring

Vi rekommenderar att du förvarar apparaten i originalförpackningen efter rengöringen. Se till att apparaten är helt torr innan den läggs undan för förvaring.

## 10 Felsökning

En del problem kan bero på mindre fel som du kan åtgärda själv. Följ anvisningarna i tabellen nedan. Om det inte löser problemet ska du vända dig till kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Produkten kan inte sättas på.	Batteriet är urladdat.	Ladda produkten (se kapitlet "Ladda batteriet").
Batteriindikeringen <b>7</b> blinkar orange.	Batteriet är nästan urladdat.	
Du känner ingen värme trots att produkten är på.	Hudkontakten med behandlingsytan <b>3</b> är otillräcklig eller du har inte smörjt på tillräckligt med Slider Gel på behandlingsytan.	Smörj på tillräckligt med Slider Gel på behandlingsytan och se till att behandlingsytan ligger an helt mot ansiktshuden.
En eller flera lampor till nivåindikeringen <b>6</b> blinkar kontinuerligt.	En felfunktion föreligger.	Stäng av produkten helt och sätt därefter på den igen.

## II Tekniska data

Modell:	FAC01
Teknik:	RF- och LED-ljusenergi
LED-ljusenergi:	630 nm $\pm$ 5 nm
RF:	1 MHz $\pm$ 30 %; max. 13 W
Drift och säkerhet:	

### **Värmesensor och värmestabilisator:**

Mäter hudens temperatur, stabiliserar värmeenergin och förhindrar överhettning. Om hudens temperatur når 43 °C avbryts värmeavgivningen automatiskt tills hudens temperatur har sjunkit så mycket att stabilisatorn kan hantera värmen igen.

### **Rörelsesensor:**

Sensorn avger bara RF-värme när produkten flyttas över huden.

Produktens vikt:	ca 51 g
Driftstemperatur:	10 °C–35 °C
Förvaringstemperatur:	-20 °C–+60 °C
Relativ luftfuktighet vid drift:	30–75 %
Relativ luftfuktighet vid förvaring:	10–75 %
Omgivningstryck vid drift:	500–1060 hPa
Omgivningstryck vid förvaring:	700–1060 hPa
Ingångsspänning:	5 V/I A===
Batterikapacitet:	500 mAh
Laddanslutning:	Usb typ-C
Laddtid:	ca 3 timmar
Drifttid:	20–30 minuter om batteriet är fulladdat

## 12 Försäkran om överensstämmelse



En EU-försäkran om överensstämmelse kan beställas via adressen i slutet av denna bruksanvisning.

## 13 Avfallshantering

### 13.1 Avfallshantera förpackningen



Avfallshantera förpackningen genom materialseparering. Papper och kartong sorteras som papp och plastfolie som brännbart material.

### 13.2 Avfallshantering av uttjänta apparater

Kan användas i EU och andra europeiska länder med system för separat återvinning av användbara ämnen.



#### **Uttjänta apparater får inte kastas i hushållssoporna!**

När produkten inte längre kan användas är användaren enligt lag skyldig att lämna in den för

**återvinning**, t.ex. till kommunens insamling av elektronikavfall.

Därmed garanteras att uttjänta apparater hanteras på ett korrekt sätt och negativ påverkan på miljön undviks. Därför är elapparater märkta med ovanstående symbol.



#### **Batterier och batteripaket får inte kastas i hushållsavfallet!**

Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in alla batterier och batteripaket, oavsett om de innehåller skadliga ämnen\* eller inte, för återvinning i din kommun eller till butiken där du köpte produkten, för en miljövänlig avfallshantering.  
\* märkning: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly, Li = litium

## 14 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en tvåårig garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

## 15 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår

hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter.  
Du kan även ladda ned den här användarhandboken från  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). som pdf.  
Servicenummer: +31 (0) 180-330550  
E-post: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Copyright 2023 © Silkn Beauty Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

## Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

DA

Silkn Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silkn Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene  
www.silkn.eu – info@silkn.eu



# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Leveringsomfang/produktdele</b>	<b>234</b>
<b>2</b>	<b>Generelt</b>	<b>234</b>
2.1	Læs og gem brugsanvisningen til senere brug	234
2.2	Tegnforklaring	234
<b>3</b>	<b>Sikkerhed</b>	<b>235</b>
3.1	Tilsigtet brug	235
3.2	Sikkerhedsanvisninger	236
<b>4</b>	<b>Produktbeskrivelse</b>	<b>242</b>
<b>5</b>	<b>Kontrollér produkt og leveringsomfang</b>	<b>242</b>
<b>6</b>	<b>Opladning</b>	<b>243</b>
<b>7</b>	<b>Betjening</b>	<b>244</b>
7.1	Tænd/sluk for produktet og valg af anvendelsestrin	244
7.2	Behandlinger	244
7.3	Hvad du bør forvente	245
7.4	Mulige bivirkninger	245
7.5	Anvendelse	246
<b>8</b>	<b>Rengøring</b>	<b>247</b>
<b>9</b>	<b>Opbevaring</b>	<b>248</b>
<b>10</b>	<b>Afhjælpning af fejl</b>	<b>248</b>
<b>11</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>249</b>
<b>12</b>	<b>Overensstemmelseserklæring</b>	<b>249</b>
<b>13</b>	<b>Bortskaffelse</b>	<b>250</b>
13.1	Bortskaffelse af emballagen	250
13.2	Bortskaffelse af udtjent apparat	250
<b>14</b>	<b>Garantiinformationer</b>	<b>250</b>
<b>15</b>	<b>Kundeservice</b>	<b>251</b>

# I Leveringsomfang/produktdele

- |   |                  |   |                            |
|---|------------------|---|----------------------------|
| 1 | FaceTite Mini    | 6 | Indikator for energitritin |
| 2 | Elektroder       | 7 | Batteriindikator           |
| 3 | Behandlingsflade | 8 | Ladetilslutning            |
| 4 | LED-lys          | 9 | USB-kabel                  |
| 5 | Kontrolknap      |   |                            |

## 2 Generelt

### 2.1 Læs og gem brugsanvisningen til senere brug



Denne brugsanvisning hører sammen med denne FaceTite Mini (i det følgende også kaldet "produkt"). Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og betjening.

Brugsanvisningen bygger på de gyldige normer og bestemmelser inden for Den Europæiske Union. Vær opmærksom på nationalt gældende retningslinjer og lovgivning.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager produktet i brug, især sikkerhedshenvisningerne. Manglende overholdelse af denne brugsanvisning kan medføre alvorlige personskader eller skader på produktet.

Gem brugsanvisningen til senere brug. Hvis du giver produktet videre til tredjepart, skal du altid udlevere denne brugsanvisning sammen med det.

### 2.2 Tegnforklaring

Følgende symboler anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

## ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middelhøj risikograd. Hvis denne fare ikke undgås, kan det have døden eller svære personskader til følge.

## GIV AGT!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en lav risikograd. Hvis denne fare ikke undgås, kan det have ubetydelige eller moderate personskader til følge.

## Bemærk!

Dette signalord advarer om mulige materialeskader.



Dette symbol giver dig nyttige informationer om montage eller drift.



Overensstemmelseserklæring (se afsnittet "Overensstemmelseserklæring"): Produkter mærket med dette symbol overholder gældende fællesskabslovgivning inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.



Brug ikke produktet i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere med vand.

## 3 Sikkerhed

### 3.1 Tilsigtet brug

Produktet er udelukkende beregnet til anti-aging-behandlinger i ansigtet.

Apparatet er udelukkende beregnet til privat brug og må ikke benyttes i erhvervsøjemed.

Brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug betragtes som forkert og kan forårsage materielle skader eller endog personskader. Produktet er ikke et legetøj.

Producenten eller forhandleren påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug eller brug til andre formål end de tilsigtede.


### 3.2 Sikkerhedsanvisninger

#### ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD!

- Slut kun tilslutningskablet til, hvis spændingskildens spænding stemmer overens med specifikationen på typeskiltet.
- Produktet må kun forsynes via en SELV-strømkreds.
- Undlad at bruge produktet eller USB-kablet, hvis det har synlige skader. Producenten eller kundeservice skal erstatte de beskadigede eller defekte dele for at undgå farer.
- Brug altid kun produktet med det medfølgende USB-kabel.
- Det medfølgende USB-kabel må kun sluttes til produktet. Anvend det ikke til andre formål.
- Åbn ikke kabinettet, men få en fagmand til at udføre reparationen. Kontakt i den forbindelse kundeservice. Ved

reparationer, du selv har udført, forkert tilslutning eller forkert betjening bortfalder vores erstatningsansvar samt garantien.

- Brug ikke produktet under opladning.
- Nedsæk aldrig produktet eller USB-kablet i vand eller andre former for væske.
- Hold USB-kablet væk fra vand. Det er ikke vandtæt.
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når du vil rengøre det samt ved driftsforstyrrelser. Træk altid USB-kablets stik ud, hvis du ikke vil lade produktet op.
- Rør aldrig ved USB-kablet med våde eller fugtige hænder.
- Stik aldrig genstande ind i kabinettet.
- Flyt, træk eller bær aldrig produktet i USB-kablet.
- Hold produktet og USB-kablet væk fra åben ild og varme overflader.
- Anvend kun produktet indendørs.

 **ADVARSEL! FARE FOR BØRN OG PERSONER MED NEDSAT FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER (F.EKS. DELVIS HANDICAPPEDE, ÆLDRE MED BEGRÆNSNINGER I DERES FYSISKE OG MENTALE EVNER) ELLER MED MANGLENDE ERFARING OG VIDEN (F.EKS. STØRRE BØRN).**

DA

- Børn og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner (f.eks. personer med fysisk handicap, ældre personer med nedsatte fysiske og mentale evner) eller manglende erfaring og viden (f.eks. ældre børn) må ikke betjene produktet.
- Sørg for at holde børn væk fra produktet og tilslutningsledningen.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.

## GIV AGT!

### **Må ikke bruges, hvis du:**

- har en pacemaker, en intern defibrillator eller et elektrisk implantat et sted i kroppen
- lider af dårligt kontrollerede endokrine forstyrrelser som f.eks. diabetes og skjoldbruskkirtelsygdomme
- har haft hudkræft, har en aktuel kræftsygdom eller præmaligne leverpletter
- inden for de seneste 3 måneder har fået stråle- eller kemobehandling eller har områder med potentiel ondartet hudkræft
- har et svækket immunsystem som følge af immunsuppressive sygdomme som f.eks. AIDS og HIV, eller indtager immunsuppressiv medicin
- inden for 6 måneder før behandling har brugt Isotretinoin (Accutane®)
- har en sygdom, som hænger sammen med lysfølsomhed som f.eks. porfyri, polymorf lyseruption, solar urticaria, lupus osv.
- lider af epilepsi
- er gravid eller ammer.

DA

### **i** **Må ikke anvendes steder, som:**

- har et varigt implantat i form af metalplader eller -skruer, silikoneimplantater eller områder med injicerede fillere eller toksiner
- har aktive sygdomme i behandlingsområdet, som f.eks. sår, psoriasis, eksem, udslæt, åbne revner, afskrabninger eller læsioner
- har traumatiseret eller tilskadekommet hud
- for nylig har været ubeskyttet udsat for sol (vent 1 dag); ved brunet eller solbrændt hud skal du vente i 3 dage
- er blevet opereret op til 3 måneder før behandlingen
- er blevet tatoveret
- har langt eller tykt hår: Brugen af produktet kan føre til lette blodansamlinger.

DA

### **i** **Kontakt din læge, inden du fortsætter med brugen, hvis du inden for 48 timer efter den første behandling har bivirkninger som f.eks. kløe.**

### **i** **Kontakt din læge, hvis du:**

- har karsprængninger eller rosacea
- har en forhistorie med sygdomme, der stimuleres af varme, som f.eks. tilbagevendende herpes simplex i behandlingsområdet. Hvis det er tilfældet, må du kun behandle forebyggende
- inden for de seneste 6 måneder har anvendt lægeordnede medikamenter på din hud
- har en forhistorie med hudsygdomme, keloider, sårhelingsforstyrrelser samt meget tør og følsom hud
- har en anden sygdom, som efter lægens eller dermatologens mening gør behandlingen usikker.

## **Bemærk! FARE FOR BESKADIGELSE!**

- Anvend produktet på en let tilgængelig, plan, tør, varmebestandig og tilstrækkelig



- stabil arbejdsflade. Læg ikke produktet for enden af arbejdsfladen eller langs kanterne.
- Læg aldrig produktet på eller i nærheden af varme overflader (kogeplader osv.), og udsæt aldrig produktet for høje temperaturer (radiator osv.) eller vejrpåvirkninger (regn osv.).
  - Sørg for at holde produktet og forsyningskablet væk fra åben ild og varme overflader.
  - Rengør aldrig produktet ved at sænke det ned i vand.
  - Vask aldrig produktet i opvaskemaskinen. Produktet vil blive ødelagt.
  - Brug ikke produktet, hvis dets komponenter er flækkede, revnede eller deformede. Udskift altid beskadigede komponenter med passende originale reservedele.
  - Udfør ikke selv reparationer eller ændringer af apparatet. Reparationer må kun udføres af uddannet personale.
  - Produktet må kun anvendes ved en omgivende temperatur på mellem 10 °C og 35 °C.
  - Dette apparat indeholder batterier, som brugerne ikke kan udskifte.

- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes. Når batteriet er udtjent, skal apparatet bortskaffes på den korrekte måde.

## 4 Produktbeskrivelse

Dette produkt er udviklet til reduktion af alderstegn i ansigtet. Produktet gør brug af RF-teknologi, som virker på de fine ansigtspartier. Det trænger dybt ned i læderhuden for at gendanne kollagen, stramme vævet op og reducere øjenrynker eller de fine linjer.

Du kan behandle følgende ansigtspartier (se **fig. B**):

- |          |                             |          |                                  |
|----------|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| <b>A</b> | Linjerne mellem øjenbrynene | <b>D</b> | Linjer og rynker ved mundvigene  |
| <b>B</b> | Smilerynker ved øjnene      | <b>E</b> | Næse-mund-furer (nasolabialfure) |
| <b>C</b> | Fine linjer under øjnene    | <b>F</b> | Rande under øjnene (tåretrug)    |

## 5 Kontrollér produkt og leveringsomfang

Bemærk! FARE FOR BESKADIGELSE!



- i** Hvis du ikke er meget forsigtig, når du åbner emballagen med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet let blive beskadiget. Vær meget forsigtig, når du åbner pakken med produktet.

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Kontrollér, at alle dele er med (se **fig. A**).
3. Kontrollér, om produktet eller enkeltdele er beskadiget. Brug ikke produktet, hvis det er tilfældet. Kontakt kundeservice.

## 6 Opladning

### ADVARSEL! RISIKO FOR PERSONSKADE!

- Lad ikke produktet op, når det er i brug eller vådt. Kontrollér at produktet er tørt, inden du lader det op.
- Oplad kun produktet med det medfølgende USB-kabel.
- Produktet må kun lades op ved temperaturer mellem 0 og 40 °C.
- Tag altid USB-tilslutningskablet ud efter opladning.

-  • Batteriet skal lades helt op, inden det tages i brug første gang.
- Batteriindikatoren  blinker orange, når batteriet er næsten tomt. Lad produktet op igen.
- Produktet kan ikke anvendes under opladningen.
- Når produktet er fuldt opladet, kan det anvendes i 20-30 minutter. Produktets funktionstid kan variere alt efter energitrin.

1. Sæt den lille ende af USB-kablet  i produktets ladetilslutning .

2. Sæt den store ende af USB-kablet til opladning i USB-tilslutningen på en kompatibel USB-strømkilde (f.eks. USB-strømforsyning eller computer).  
Opladningen starter automatisk, og batteriindikatoren blinker grønt.
3. Når produktet er ladet helt op, lyser batteriindikatoren konstant grønt. Træk USB-kablet ud af ladetilslutningen og USB-strømkilden.

## 7 Betjening

### 7.1 Tænd/sluk for produktet og valg af anvendelsestrin



- Produktet har 4 anvendelsestrin. Trin 1 står for den laveste effekt og trin 4 for den højeste effekt.
- Med kontrolknappen **5** kan du tænde og slukke for produktet eller ændre anvendelsestrinnet.

1. Tryk på kontrolknappen, og hold den inde i 2 sekunder. Trin 1 er aktiveret. Indikatoren for energitrin **6** lyser hvidt. Tryk på kontrolknappen en gang til for at skifte til næste anvendelsestrin.  
Efter trin 4 starter trinindikatoren på trin 1 igen.
2. Tryk på kontrolknappen, og hold den inde i 2 sekunder igen. Der er nu slukket for produktet.

### 7.2 Behandlinger

- Start med effekttrin 1, og skift til næste effekttrin, så længe temperaturen i behandlingsområdet føles behageligt.
- Brug produktet i 3 til 5 minutter på hvert behandlingsområde for at opnå den maksimale virkning.
- Brug produktet 2 til 3 gange om ugen de første 8 uger.
- Efter 8 uger bør du anvende produktet ugentligt for at bevare virkningen.

#### Sådan får du et optimalt resultat:

- Kontrollér, at du inden brug har påført tilstrækkelig Slider Gel (eller anden vandbaseret gel), så elektroderne på behandlingsområdet er dækket.
- Lad ikke produktet stå stille et bestemt sted. Bevæg produktet hele tiden, mens du dækker hele behandlingsområdet. Derved

undgås overophedning af huden, og muligheden for en uønsket effekt reduceres.

- Sørg for, at de 3 elektroder **2** altid har fuld hudkontakt.
- Hvis du føler, at energitrinnet er ubehageligt, skal du skifte ned til et trin, du føler er behageligt.
- Du må kun ændre energitrinnet, når produktet ikke har kontakt med huden.

### 7.3 Hvad du bør forvente

Under en behandling kan du opleve følgende:

- En varm fornemmelse
- En rødmen eller let hævelse: Dette bør lige så stille forsvinde i løbet af et par timer eller maksimalt en dag.
- En snurrende lyd fra RF-strømmen.

### 7.4 Mulige bivirkninger

Når du følger anvisningerne nøje og overholder alle advarsler, er komplikationer og bivirkninger meget sjældne. Enhver kosmetisk behandling, også til hjemmebrug, indebærer dog en vis risiko. Derfor er det vigtigt, at du forstår og accepterer de risici og komplikationer, der kan forekomme.

- Urimeligt store ødemer (hævelser) og erytemer (rødme) er sjældne reaktioner på behandlingen, og de vil i de fleste tilfælde lige så stille forsvinde i løbet af få dage. Skulle du opleve disse bivirkninger, skal du straks bruge en fugtig og kølig klud for at køle området med i mindst 10 minutter og derefter påføre en creme mod forbrændinger.
- I sjældne tilfælde kan brugeren opleve en udvidelse af de overfladiske kapillærer. Dette kan føre til en forbigående rødmen, som kan vare et par dage. Derudover kan der ved nogle kapillærer forekomme røde pletter, der ligeledes forsvinder med tiden. Hvis disse tegn forekommer, anbefaler vi, at du straks køler stedet med koldt vand. Kontakt din læge, hvis du har vedholdende symptomer som f.eks. smerter, hudrødme, hævelser eller en brændende fornemmelse.

**i** Søg læge, hvis du har vedholdende symptomer som f.eks. smerter, hudrødme, hævelser eller en brændende fornemmelse.

- i** Hvis der inden for 48 timer efter den første behandling forekommer uventede bivirkninger som f.eks. kløe, bør du søge læge, inden du fortsætter behandlingen.

## 7.5 Anvendelse

1. Sørg for, at din hud er ren og tør, og at du ikke har smykker på.
2. Tag produktet og de andre komponenter ud af emballagen.
3. Fjern beskyttelsesfolien, som dækker elektroderne **2**.
4. Start produktet: Tryk på kontrolknappen **5**. Produktet starter automatisk på energitrin 1, og kontrollampen for energitrin 1 lyser.

- i** Kontrollér, om Slider Gel er udløbet.

5. Påfør et tyndt lag Slider Gel på produktets behandlingsflade.

- DA** **i** Slider Gel (eller en anden vandbaseret gel) får behandlingsoverfladen til at glide mere jævnt hen over huden og muliggør ledningsevnen. For at sikre en sikker og effektiv behandling bør du altid starte med påføringen af Slider Gel og ved behov påføre mere gel.

6. Læg produktet med energitrin 1 på det sted, der skal behandles. Sørg for, at produktet ligger godt ind mod huden. Du vil mærke en let følelse af varme.
7. Bevæg produktet i blide, massagelignende bevægelser hen over det sted, der skal behandles. Gå langsomt og forsigtigt frem. Fortsæt med at bevæge apparatet, og sørg for, at de 3 elektroder forbliver i fuld kontakt med huden under behandlingen.
8. Du skal behandle **hvert** område i mindst 3 til 5 minutter, hvor produktet forbliver i konstant bevægelse.
9. Øg energitrinnet trinvist. Med det højeste energitrin får du de bedste resultater, men det er vigtigt, at du indstiller det energitrin, der føles behageligt for det område, der skal behandles.

- i** Du vil mærke, hvordan hudens temperatur øges i takt med, at du øger energitrinnet. I reglen varer det ca. 1 minut, inden produktet har nået den ønskede temperatur. Under

behandlingen vil din hud blive en smule rød. Det skal du tage helt roligt, det er helt normalt.

Stop straks med at bruge produktet, hvis du føler dig utilpas.

10. Prøv at bevæge produktet langsomt i starten. Hvis behandlingsområdet føles varmt og ubehageligt, kan du prøve at bevæge produktet hurtigere.
11. Rengør det behandlede område: Fjern resterne af Slider Gel fra behandlingsfladen **3**, og rengør huden med varmt vand. Tør huden, og påfør fugtgivende produkter på ansigtet.

## 8 Rengøring

### Bemærk! KORTSLUTNINGSFARE!

- Nedsænk aldrig produktet i vand eller andre former for væske.
- Pas på, at der ikke trænger vand eller anden væske ind i kabinettet.

### Bemærk! FARE FOR BESKADIGELSE!

- Brug ikke aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsredskaber som knive, hårde spatler og lignende. Disse genstande kan beskadige overfladerne.
1. Sluk for produktet. Tør rester af Slider Gel forsigtigt af behandlingsfladen **3** med rent, fugtigt papir (f.eks. toiletpapir eller en klud). Sørg for at få fjernet alle gelrester, så du undgår, at de sætter sig fast eller beskadiger produktet. Du kan også anvende isopropylalkohol op til 65 %.
  2. Aftør produktet og behandlingsfladen med en let fugtig klud.
  3. Tør produktet med en blød, tør klud.

## 9 Opbevaring

Vi anbefaler, at du efter rengøringen opbevarer apparatet i den originale emballage. Kontrollér, at apparatet er helt tørt inden opbevaring.

## 10 Afhjælpning af fejl

Nogle problemer kan være forårsaget af mindre fejl, som du selv kan afhjælpe. Følg anvisningerne i nedenstående tabel. Hvis problemet alligevel ikke kan afhjælpes, bedes du henvende dig til kundeservice. Forsøg ikke selv at reparere produktet.

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Produktet kan ikke tændes.	Batteriet er tomt.	Lad batteriet op (se kapitlet "Opladning af batteriet").
Batteriindikatoren <b>7</b> blinker orange.	Batteriet er næsten tomt.	
Der mærkes ingen varme, selvom der er tændt for produktet.	Hudkontakten med behandlingsfladen <b>3</b> er ikke tilstrækkelig, eller der er ikke påført en tilstrækkelig mængde Slider Gel på behandlingsfladen.	Påfør en tilstrækkelig mængde Slider Gel på behandlingsfladen, og kontrollér, at behandlingsfladen ligger helt ind mod ansigtshuden.
Et eller flere lys på trinindikatoren <b>6</b> blinker konstant.	Der er opstået en fejlfunktion.	Sluk produktet helt, og tænd for det igen.



## II Tekniske data

Model:	FAC01
Teknologi:	RF- & LED lys-energi-teknologi
LED lysenergi:	630 nm $\pm$ 5 nm
RF:	1 MHz $\pm$ 30 %; maks. 13 W
Funktion og sikkerhed:	

### **Varmesensor og varmestabilisator:**

Disse måler hudens temperatur, stabiliserer varmeenergien og forhindrer overophedning. Hvis huden når en temperatur på 43 °C, afbryder stabilisatoren automatisk varmeafgivelsen, indtil hudens temperatur er faldet så meget, at stabilisatoren kan starte opvarmningen igen.

### **Bevægelsessensor:**

Sensoren afgiver kun RF-varme, når du bevæger produktet hen over din hud.

Produktets vægt:	Ca. 51 g
Driftstemperatur:	10 °C - 35 °C
Opbevaringstemperatur:	-20 °C - +60 °C
Relativ luftfugtighed ved brug:	30 - 75 %
Relativ luftfugtighed ved opbevaring:	10 - 75 %
Omgivende tryk ved brug:	500 - 1060 hPa
Omgivende tryk ved opbevaring:	700 - 1060 hPa
Indgangsspænding:	5 V/I A===
Batterikapacitet:	500 mAh
Ladetilslutning:	USB type-C
Ladetid:	Ca. 3 timer
Funktionstid:	20-30 minutter ved fuldt opladet batteri

## 12 Overensstemmelseserklæring



EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos den adresse, du finder i slutningen af denne vejledning.

DA

## 13 Bortskaffelse

### 13.1 Bortskaffelse af emballagen



Bortskaf emballagen sorteret efter type. Læg pap og karton i containere til genbrugspapir og plasticfolie i containeren til blød plast.

### 13.2 Bortskaffelse af udtjent apparat

Gældende i Den Europæiske Union og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af genanvendelige materialer.



**Udtjente apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!**

Hvis produktet ikke længere kan anvendes, er enhver

forbruger **lovmæssigt forpligtet til at aflevere det**

**udtjente apparat adskilt fra husholdningsaffaldet**, f.eks. på en kommunal genbrugsstation. Dette sikrer korrekt genanvendelse af udtjente apparater og forhindrer negative miljøpåvirkninger.

Derfor er elektriske apparater mærket med ovenstående symbol.



**Batterier og strømforsyninger må ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet!**

Med henblik på miljøvenlig bortskaffelse er du som

forbruger lovmæssigt forpligtet til at aflevere batterier og

strømforsyninger af alle slags til en genbrugsplads i din kommune/bydel eller et opsamlingssted i detailhandlen, uanset om batterierne indeholder skadelige stoffer\* eller ej.

\* mærket med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly, Li = lithium

## 14 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

## 15 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som PDF.

Service nummer: +31 (0) 180-330550

E-mail: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



2304\_013\_MULT1

**Silk'n**<sup>®</sup>  
Beautiful Technology

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam  
The Netherlands

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Silk'n UK LTD.  
2nd floor,  
De Burgh House, Market Road,  
Wickford, Essex, SS12 0FD  
United Kingdom



© 2023 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.