



Beautiful Technology


FaceTite

H2120

- EN** USER MANUAL
- DE** BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR** MODE D'EMPLOI
- NL** GEBRUIKSAANWIJZING
- ES** MANUAL DEL USUARIO
- PT** MANUAL DO UTILIZADOR
- GR** ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
- TR** KULLANIM KILAVUZU
- IT** MANUALE PER L'UTENTE
- NO** BRUKSANVISNING
- SV** ANVÄNDARHANDBOK
- DA** BRUGERMANUAL



Silk'n FaceTite



(i)

Table of contents

1.	Warnings.....	2
2.	Contraindications	5
3.	Safety features	6
4.	Signs & symbols	7
5.	Get to know your device.....	8
5.1	Device description	8
5.2	Intended use	8
5.3	Package contents.....	9
5.4	Device parts.....	9
5.5	Device controls & settings.....	9
5.6	Charging the battery	10
6.	Treatments	11
6.1	Treatment areas.....	11
6.2	Treatment plan	12
6.3	What to expect	13
6.4	Possible side effects.....	13
7.	Get started!.....	14
8.	Cleaning, maintenance & storage.....	16
9.	Troubleshooting	17
10.	Customer service.....	18
11.	Consumables	18
12.	Warranty	18
13.	Product disposal	19
14.	Specifications	20
15.	Legal notice	22

1. Warnings



This device including all its parts must not be used by the following people: children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, those lacking experience or knowledge in how to use the device in a safe way, or those who do not understand the hazards involved.

This device is powerful and should be used with special attention to safety. Before first use, please read this user manual in full, and keep it for future use. Be sure to read all warnings, contraindications and safety precautions, and follow them strictly. We recommend you refamiliarize yourself with the instructions before each treatment.

Always ensure that your hands are dry before operating the device, touching the plug, or connecting the charging cradle to the mains supply.

- Do not place or store the wall adapter where it can fall, or be pulled into any liquid.
- For the purpose of recharging the battery, only use the wall adapter provided with this device.

- Do not use the wall adapter if it has fallen into liquid.
- Disconnect the device from the mains supply after charging the battery.
- Keep the device, all parts and accessories away from heated surfaces.
- Never leave the device unattended when plugged into the mains supply.
- When the appliance is used in the bathroom unplug it after use. The proximity of water presents a hazard even if the appliance is switched off.
- For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit. The RCD should have a rated residual operating current not exceeding 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.

- Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer, or if they are damaged in any way, do not appear to be working properly, or if you see or smell smoke. In such cases, stop using the device, and contact customer service.
- Do not clean any of the parts in the dishwasher.
- Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Children must not play with the packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- This device contains batteries that are non-replaceable.
- Do not use this appliance near water, bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- This unit has been designed and tested to meet the requirements of electromagnetic, electrostatic, and radio frequency interference standards. However, the possibility of electromagnetic or other interference may still exist. Relocating the device may help to eliminate interference.

2. Contraindications



Do not use if you:

- have a pacemaker or internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- have a current history or condition of cancer, or pre-malignant moles.
- have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- suffer from epilepsy.
- are pregnant or nursing.
- have abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.



Do not use on areas that have:

- a permanent implant such as metal plates and screws, silicone implants, or areas with injected fills or toxins.
- active eczema, psoriasis, lesions, open wounds, open infections (cold sores) or abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- traumatized or injured skin.
- had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day); for tanned or sunburnt skin, wait 3 days.

- had any surgery within 3 months prior to treatment.
- tattoos.
- long or thick hair. Use of the device may result in light bruising.

 **Consult your physician if you have:**

- used steroids within 3 months prior to treatment.
- couperose or rosacea.
- a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent herpes simplex in the treatment area. If so, you may treat only following a prophylactic regime.
- used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.
- a history of skin disorders, keloids, abnormal wound healing, as well as very dry or fragile skin.

3. Safety features

The device protects your skin from overheating.

- **Thermal sensor and heat stabilizer:** These measure the skin temperature, stabilize the heat energy and prevent overheating. When the skin temperature reaches 42°C - 43°C, the stabilizer will automatically stop emitting heat, until the skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.
- **Movement sensor:** The sensor enables the device to emit RF heat, only when you are moving the device across your skin.

4. Signs & symbols

	A statement or event that indicates a possible or impending danger or problem when using the device.
	Important information about using or maintaining the device.
	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
	Class II. The wall adapter is protected against electric shock by means of double insulation.
	Polarity of d.c. power connector.
	Direct current of d.c. power connector.
	Warning: Do not use this appliance near water, bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.
	Lithium-ion inside.
	The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard at an official collection point for batteries.

- This device is not suitable for use in the presence of flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

5. Get to know your device

5.1 Device description

The device is an anti-ageing face treatment device which utilizes HT™ technology. This technology combines three kinds of energy: Infrared (IR) Heat Energy that affects the upper layer of skin for improved skin texture, LED Light Energy that reaches into the dermis for rejuvenation and collagen restoration, and Bi-Polar Radio Frequency energy (Bi-Polar RF) that penetrates deep into the sub-dermal fat for deep tissue tightening and wrinkle reduction.

The device has a treatment surface with 3 electrodes and a control button with 5 surrounding indicator lights. The device has a rechargeable battery for cordless use, as well as a wall adapter for connection to the mains supply.

5.2 Intended use

The device is an over the counter hand-held device intended for the temporary reduction in the appearance of mild to moderate facial wrinkles and skin tightening. The device is for self-treatment in the home, and is not suitable for commercial purposes. Do not use for any purpose other than as described in this user manual

5.3 Package contents

Package contents vary according to the option purchased.

- Your Silk'n device
- AC/DC wall adapter
- Silk'n Slider Gel
- User manual
- Quick guide
- Warranty booklet

5.4 Device parts

Refer to the diagram on page (i) at the front of this manual to see the location of each feature.

- Treatment surface (**#1**)
- Electrodes (**#2**)
- 4 energy level indicator lights (**#3**)
- Control button (**#4**)
- Battery indicator light (**#5**)
- Wall adapter socket (**#6**)
- Wall adapter with cable (**#7**)

5.5 Device controls & settings


Button	Action	Function / Mode
 (#4)	Long press x 1	Starts the device. Energy level 1 - 1 light on
	Short press x 1	Energy level 2 - 2 lights on
	Short press x 2	Energy level 3 - 3 lights on
	Short press x 3	Energy level 4 - 4 lights on
	Short press x 4	Goes back to level 1
	Long press	Shuts down the device
 (#3)	Shows the energy level selected.	There is one light for each energy level. Level 1 is the lowest energy level, and level 4 is the highest.

Button	Action	Function / Mode
Battery indicator light (#5) 	Green - blinks Green - constant Orange - blinks Orange - constant	Device charging Device charged Low charge in battery No charge in battery; treatment mode is inactive

5.6 Charging the battery

1. Charge the device before first use.
2. Place the wall adapter cable (**#7**) into the device, then connect the wall adapter (**#7**) to the mains supply. The battery indicator light (**#5**) will blink green.
3. Position the wall adapter (**#7**) so that the mains plug is disconnected easily.

- i** The battery icon does not change color.



Initial charge



Hours

Regular charge



Hours

Cordless use




Minutes

- i** You can use the device when it is connected to the mains supply. Note that the battery indicator light (**#5**) will be off.

6. Treatments

6.1 Treatment areas

There are 6 treatment areas for the face and neck.



Treatment Area	Purpose
1. Forehead: including between the eyebrows	Tightens the skin
2. Left cheek: including around and below the eyes	Treats fine lines and builds volume
3. Right cheek: including around and below the eyes	
4. Upper lip: including the nasolabial fold	Tightens and eliminates wrinkles
5. Chin: including the jawline	Tightens and eliminates wrinkles
6. Neck	Smooths the skin

6.2 Treatment plan

- Treat **each area** separately for at least 15 minutes. You can treat as many areas as you like in one session.
- For best results, treat at the highest energy level that is comfortable for you.
- Use the device for 2 sessions a week for 10 weeks. You will begin to see visible results after 5 weeks / 10 treatments.



Recommended number of treatments

- Treat once every 2 weeks after that, to maintain results.

For maximum effectiveness:

- Make sure you have enough gel on the treatment surface (**#1**) at all times during the treatment.
- Do not leave the device on one spot of skin. Keep moving the device covering the entire treatment area. This will prevent overheating of the treatment area, and reduce the possibility of any adverse effect.
- Make sure the 3 electrodes (**#2**) are always in full contact with the skin.
- If the energy level feels uncomfortable, reduce it to a level that is comfortable for you.
- Only change energy levels when the treatment surface (**#1**) is **not** in contact with the skin.

6.3 What to expect

During a treatment session it is normal to experience or feel:

- a sensation of warmth.
- some redness or slight swelling: this should subside within a few hours, or up to one day.

6.4 Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However, every cosmetic treatment, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

- Excessive edema (swelling) and erythema (redness) are rare reactions to the treatment that, in most cases, subside within a few days. In case these signs appear, immediately use a damp cool cloth to cool the area for at least 15 minutes and apply an anti-burn cream.
 - In rare cases the user may experience dilation of the superficial blood capillaries. This may result in a temporary redness for a few days. Also, some of the capillaries may present red spots that will also reduce with time. If these signs appear, we recommend that you cool the area with chilled water immediately.
- i** Consult your physician if you experience any persistent symptoms including pain, skin redness, swelling or a burning sensation.
- i** If unexpected side effects, such as itching, occur within 48 hours of your first treatment, seek medical advice before continuing treatments.


7. Get started!

1. Make sure that your skin is clean and dry, and that you have removed all jewellery.
2. Remove the device and the other components from the box.
3. Remove the protective film that covers the electrodes (**#2**).
4. Decide if you want to use the device cordlessly or via the mains supply.
 - **Cordless:** Check that the battery is not low before you start a treatment.
 - **Mains supply:** Place the wall adapter cable (**#7**) into the wall adapter socket (**#6**) and connect to the mains supply.
5. **Start the device:** Long press the control button (**#4**). The device starts at energy level 1 automatically, and 1 energy level indicator light (**#3**) will turn on.



- i** Check that the expiry date of the gel has not passed.
- 6. Apply a thin layer of Silk'n Slider Gel over the treatment surface (**#1**).
- i** Silk'n Slider Gel (or any other water-based clear gel) facilitates smooth movement of the treatment surface over the skin and enables conductivity. To ensure safe and efficient treatment, always start by applying Silk'n Slider Gel, and apply more gel if needed.
- 7. Using energy level 1, place the device on the area you want to treat. Make sure that it is in full contact with the skin. You will feel a mild sensation of warmth.

8. Move the device in gentle massage-like motions on the area you wish to treat. Progress slowly and carefully. Keep moving the device ensuring that the 3 electrodes stay in full contact with the skin as you treat the area.
9. With the device constantly in motion, treat **each** area for at least 15 minutes.
10. Increase the energy level gradually. Using the highest energy level will get the best results, but it's important that you set the energy level that is comfortable for the area you are treating.



- i** You will feel the skin temperature rise as you increase the energy level. It usually takes about 1-2 minutes for the device to reach the required temperature. During the treatment your skin will get a little red. Don't worry; this is normal.
11. Experiment by moving the device slowly across the area you are treating. If the treated area is hot and you feel uncomfortable, try moving the device a little faster.
 - i** Stop immediately if you feel any discomfort.

12. **Clean the treated area:** Remove any residual gel from the skin, then rinse the skin with lukewarm water. Dry the skin with a towel, and apply a facial cream to soothe and moisturize the skin.

8. Cleaning, maintenance & storage

Clean the device after each treatment.

- ⚠ Never immerse your device or any of its parts in water!
- Turn off the device, then unplug it.
- Use absorbent paper (such as toilet paper or wipes) to remove the gel residue off the treatment surface (#1). Make sure you remove all gel residue to prevent the gel from solidifying or damaging the device.
- Use a clean damp cloth to clean the device and the treatment surface (#1).
- ℹ You may use cleaning fluids with up to 70% alcohol, but never use acetone or other abrasive liquids, because they will damage your device.
- Finally, wipe the device and the treatment surface (#1) dry with a clean dry cloth.
- After cleaning, we recommend you store the device in its original box. Store the device and the gel in a cool dry place.



9. Troubleshooting

Problem	Checks
The device does not start.	<ul style="list-style-type: none"> • Mains supply: Make sure the wall adapter (#7) is properly connected to the device, that it is plugged into the mains supply, and that you long press the control button (#4). • Cordless: Check that the battery is not low. If the battery is low, connect the device to the mains supply to perform the treatment.
I don't feel any heat from the device even though I pressed the control button (#4).	Heat will only be emitted when the treatment surface (#1) is in full contact with the skin, and you have applied gel before and/or during your treatment.
One or more lights blink continuously.	The device has malfunctioned. Unplug the device and restart.
The device has stopped working and is turned off.	<ul style="list-style-type: none"> • Mains & cordless: Long press the control button (#4) to restart the device. • Cordless: Check that the battery is not low.

For problems or queries, please contact Customer Service.

10. Customer service

For more information see our website www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device.

Country	Service number	Email
Belgium	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italy	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Consumables

You can purchase more Silk'n Slider Gel from our website www.silkn.eu.

12. Warranty

Please refer to the separate product warranty booklet for complete information.

- i** The manufacturer accepts no liability for damage or injuries caused by improper or incorrect use.

13. Product disposal

This section is applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems for recyclable materials.

- Old appliances should not be disposed of with household waste!
- Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county. This ensures that old appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment.
- Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This prevents the release of harmful substances* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

* Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb lead.

14. Specifications

Model no.	H2120/H2130
Treatment area	$468 \pm 5\text{mm}^2$
Technology	Home Tightening™
Red LED light (wavelength; optical output power)	$630\text{nm} \pm 20\text{ nm}; 45 \pm 9\text{mW/cm}^2$
Infrared (IR) Light (wavelength; optical output power)	$850\text{nm} \pm 20\text{nm}; 57 \pm 11\text{ mW/cm}^2$
RF Energy (frequency; maximum output power)	$1\text{ MHz} \pm 30\%; 10\text{W max}$
Operation & safety	Heat stabilizer preventing skin overheating
System weight	150g
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: minus 40 to 70°C Relative humidity: 10% - 90% Atmospheric pressure: 500 - 1060 hPa
Operating conditions	Temperature: 10 to 35°C Relative humidity: 30% - 75% Atmospheric pressure: 700 - 1060 hPa

Wall adapter	
Manufacturer	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.
Registration No.	064970
Address	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Model	KSA24A1200150H(x) (x) - denotes different input plugs
Input voltage	100-240 V
Input AC frequency	50/60 Hz
Output DC voltage	12.0 V
Output current	1.5 A
Output power	18 W
Average active efficiency	85.5 %
Efficiency at low load (10%)	80.2 %
No-load power consumption	0.08 W
Rechargeable Li-on battery	Model
	Nominal voltage
	Rated capacity

15. Legal notice

EN

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Inhaltsverzeichnis

1.	Warnungen	24
2.	Gegenanzeigen	27
3.	Sicherheitsfunktionen.....	29
4.	Zeichenerklärung	30
5.	Lernen Sie Ihr Gerät kennen.....	31
5.1	Gerätebeschreibung	31
5.2	Anwendungszweck	31
5.3	Packungsinhalt	32
5.4	Geräteteile	32
5.5	Bedientasten & Einstellungen	32
5.6	Akku laden	33
6.	Behandlungen.....	34
6.1	Behandlungsbereiche.....	34
6.2	Behandlungsplan	35
6.3	Erwartungsgemäß	36
6.4	Mögliche Nebenwirkungen	36
7.	Legen Sie los!.....	37
8.	Reinigung, Wartung & Aufbewahrung	40
9.	Fehlerbehebung	41
10.	Kundenservice.....	42
11.	Verbrauchsmaterialien	42
12.	Garantie	42
13.	Produktentsorgung	43
14.	Spezifikationen	44
15.	Rechtlicher Hinweis	46

1. Warnungen



DE

Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät einschließlich der Geräteteile nicht verwenden: Kinder, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im sicheren Umgang mit dem Gerät verfügen und Personen, die nicht verstehen, welche Gefahren mit der Nutzung des Geräts verbunden sind.

Es handelt sich um ein leistungsstarkes Gerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung auf. Lesen Sie alle Warnungen, Gegenanzeichen und Sicherheitsvorkehrungen aufmerksam durch und richten Sie sich streng danach. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit den Bedienungshinweisen vertraut zu machen.

Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind bevor Sie das Gerät verwenden, den Netzstecker berühren oder die Ladestation an die Stromversorgung anschließen.

- Stellen bzw. bewahren Sie den Netzadapter nicht an Orten auf, an denen dieser in eine Flüssigkeit fallen oder gezogen werden kann.
- Zum Aufladen des Akkus ausschließlich den mitgelieferte Netzadapter verwenden.
- Den Netzadapter nicht verwenden, wenn er in Flüssigkeit gefallen sind.
- Das Gerät nach dem Laden des Akkus von der Stromversorgung trennen.
- Das Gerät, alle Teile und Zubehör von heißen Oberflächen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Bei Anwendung im Badezimmer das Gerät nach Gebrauch von der Stromversorgung trennen. Die Nähe zu Wasser stellt immer eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen eine RCD-Fehlerstrom-Schutzeinrichtung anzubringen. Der Fehlerstrom der RCD-Einrichtung sollte 30mA nicht überschreiten. Fragen Sie Ihren Elektriker.

- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Außerdem erlischt dadurch auch die Garantie.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller stammen, wenn diese in irgendeiner Weise beschädigt sind, nicht ordnungsgemäß funktionieren oder wenn Sie Rauch sehen oder riechen. Verwenden Sie in diesen Fällen das Gerät nicht weiter und nehmen Sie Kontakt zum Kundenservice auf.
- Die Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen dieses Gerät nicht reinigen oder warten.
- Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich mit dem Verpackungsmaterial verletzen oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken.
- Der Gerätekku kann nicht ausgetauscht werden.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern.
- Dieses Gerät wurde gemäß den Anforderungen der elektromagnetischen, elektrostatischen Standards und den Funkfrequenz-Interferenz-Standards entworfen und getestet. Die Möglichkeit elektromagnetischer oder anderer Interferenzen kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Bei Interferenzen kann es helfen, das Gerät umzustellen.

2. Gegenanzeigen

Nicht verwenden, wenn:

- Sie einen Herzschrittmacher oder internen Defibrillator oder ein anderes aktives elektrisches Implantat in Ihrem Körper tragen.
- Sie an unzureichend kontrollierte Hormonstörungen wie Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen leiden.
- Sie aktuell oder in der Vergangenheit Krebs hatten oder an einer Vorstufe eines bösartigen Muttermals leiden.
- Sie eine Strahlen- oder Chemotherapie innerhalb der letzten drei Monate durchgeführt haben oder Körperstellen potenziell bösartige Hauttumoren aufweisen.
- Sie eine Erkrankung haben, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose, Lichturtikaria, Lupus usw.
- Sie an Epilepsie leiden.

- Sie schwanger sind oder stillen.
- Sie an krankhaften Hautzuständen durch Diabetes, systemische Erkrankungen oder Stoffwechsel-erkrankungen leiden.

⚠ Nicht auf betroffenen Bereichen verwenden bei:

- dauerhaften Implantaten wie Metallplatten oder Schrauben, Silikonimplantaten oder Bereichen mit injizierten Füllungen oder Toxinen.
- aktiven Hautausschlägen, Schuppenflechte, Läsionen, offenen Wunden, offenen Infektionen (Fieberbläschen) und krankhaften Hautzuständen durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechselkrankungen (zum Beispiel Diabetes).
- verletzter Haut.
- kürzlich genossenem Sonnenbad ohne Schutz (1 Tag warten), auf sonnengebräunter Haut 3 Tage warten.
- einer Operation in den 3 Monaten vor der Behandlung.
- Tattoos.
- langen oder dicken Haaren. Die Anwendung des Geräts kann zu leichten blauen Flecken führen.

⚠ Nehmen Sie in folgenden Fällen Kontakt zu Ihrem Arzt auf:

- Einnahme von Steroiden innerhalb der letzten 3 Monate vor Beginn der Behandlung.
- Couperose oder Rosazea.

- Vorgeschichte mit Krankheiten, die durch Wärme stimuliert wurden, wie rezidiver Herpes Simplex im Behandlungsbereich. Sofern dies der Fall ist, dürfen Sie das Gerät nur nach Durchführung einer entsprechenden prophylaktischen Behandlung anwenden.
- Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten sechs Monaten.
- Sonstige Erkrankung, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes bzw. Hautarztes unsicher machen würde.
- Wenn Sie an Hautkrankheiten, Keloiden, abnormaler Wundheilung und sehr trockener oder brüchiger Haut leiden.

3. Sicherheitsfunktionen

Das Gerät schützt Ihre Haut vor Überhitzung.

- **Wärmesensor und Wärmestabilisator:** Messen die Temperatur der Haut, stabilisieren die Wärmeenergie und beugen Überhitzung vor. Sobald die Temperatur der Haut 42°C - 43°C erreicht, stellt der Stabilisator automatisch die Ausgabe von Wärme ein und zwar so lange, bis die Haut eine Temperatur erreicht, in welcher die Ausstrahlung von Wärme wieder sicher ist.
- **Bewegungssensor:** Gibt nur RF-Energie aus, wenn Sie das Gerät über die Haut bewegen.

4. Zeichenerklärung

	Eine Erklärung oder ein Ereignis, das auf eine mögliche oder drohende Gefahr oder Problem bei der Verwendung des Geräts hinweist.
	Wichtige Informationen zur Nutzung oder Wartung des Geräts.
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
	Klasse II. Der Netzadapter ist durch eine doppelte Isolierung gegen Stromschlag geschützt.
	Polarität des DC-Stromanschlusses.
	Gleichspannung des DC-Stromanschlusses.
	Warnung: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern.
	Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht den Vorgaben der EEAG-Richtlinie.
	Lithium-Ionen-Akku integriert.
	Der integrierte, aufladbare Akku enthält Substanzen, die die Umwelt schädigen können. Den Akku immer entfernen und an einer offiziellen Sammelstelle für Batterien entsorgen.

- Dieses Gerät darf nicht in Gegenwart von entzündlichen Narkosegasgemischen oder mit Luft, Sauerstoff oder Stickstoff eingesetzt werden.

5. Lernen Sie Ihr Gerät kennen

5.1 Gerätbeschreibung

Das Gerät ist ein Gerät für die Anti-Aging-Gesichtsbehandlung mit HT™-Technologie. Diese Technologie kombiniert drei Energiearten: Infrarotwärme-Energie (IR), die auf die obere Hautschicht wirkt und für eine verbesserte Hautbeschaffenheit sorgt, LED-Licht-Energie, die in die Dermis eindringt und dort für eine Verjüngung und Kollagenerneuerung sorgt und die Bipolare Funkfrequenz (Bipolare RF), die tief in die Unterhaut eindringt und dort eine Straffung der Haut mit einhergehender Reduzierung der Falten bewirkt.

Das Gerät verfügt über eine Behandlungsfläche mit 3 Elektroden und eine Kontrolltaste mit 5 umliegenden Energiestufen-Anzeigeleuchten. Im Gerät ist ein aufladbarer Akku für eine kabellose Anwendung integriert und kann auch über den Netzadapter an die Stromversorgung angeschlossen werden.

5.2 Anwendungszweck

Das Gerät ist ein tragbares Gerät für den Heimgebrauch für die temporäre Reduzierung von milden bis moderaten Gesichtsfalten und die Hautstraffung. Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet. Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.

5.3 Packungsinhalt

Der Packungsinhalt variiert je nach gewählter Option.

- Ihre Silk'n-Gerät
- AC/DC Netzadapter
- Silk'n Slider Gel
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- Garantieheft

5.4 Geräteteile

Das Diagramm auf Seite (i) im vorderen Teil der Bedienungsanleitung zeigt die Position sämtlicher Bestandteile.

- Behandlungsfläche (**#1**)
- Akku-Ladeanzeige (**#5**)
- Elektroden (**#2**)
- Netzadaptersockel (**#6**)
- 4 Anzeigen der Energiestufe (**#3**)
- Adapter mit Kabel (**#7**)
- Kontrolltaste (**#4**)

5.5 Bedientasten & Einstellungen


Taste	Aktion	Funktion / Modus
 (#4)	1 x lange drücken	Das Gerät wird eingeschaltet. Energiestufe 1 - 1 Leuchte an
	1 x kurz drücken	Energiestufe 2 - 2 Leuchten an
	2 x kurz drücken	Energiestufe 3 - 3 Leuchten an
	3 x kurz drücken	Energiestufe 4 - 4 Leuchten an
	4 x kurz drücken	Wechselt zurück auf Stufe 1
	Lange drücken	Das Gerät wird ausgeschaltet.
 (#3)	Zeigt die ausgewählte Energiestufe an.	Für jede Energiestufe gibt es eine Leuchte. Stufe 1 ist die niedrigste Energiestufe und 4 ist die höchste.

Taste	Aktion	Funktion / Modus
Akku-Ladeanzeige (#5) 	Grün - blinkt Grün - dauerhaft Orange - blinkt Orange - dauerhaft	Gerät wird geladen Gerät geladen Akkustand niedrig Akku leer; Behandlungsmodus inaktiv

5.6 Akku laden

1. Das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig laden.
2. Schließen Sie das Adapterkabel (**#7**) am Gerät an und den Netzadapter an die (**#7**) Stromversorgung. Die Akku-Ladeanzeige (**#5**) blinkt grün.
3. Positionieren Sie den Netzadapter (**#7**) so, dass der Stecker leicht gezogen werden kann.

- i** Das Akkusymbol verändert die Farbe nicht.



Erstes Aufladen



Stunden

Normales Aufladen



Stunden

Kabellose Verwendung



Minuten


- i** Das Gerät kann auch verwendet werden, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Hinweis: Die Akku-Ladeanzeige (**#5**) ist aus.

6. Behandlungen

6.1 Behandlungsbereiche

Es gibt 6 Behandlungsbereiche im Gesicht und am Hals.


DE



Behandlungsbereich	Zweck
1. Stirn: einschließlich zwischen den Augenbrauen	Strafft die Haut
2. Linke Wange: einschließlich neben und unter den Augen	Behandelt feine Linie und baut Volumen auf
3. Rechte Wange: einschließlich neben und unter den Augen	
4. Oberlippe: einschließlich Nasenfalte	Strafft und entfernt Falten
5. Kinn: einschließlich Kieferpartie	Strafft und entfernt Falten
6. Hals	Glättet die Haut

6.2 Behandlungsplan

- Behandeln Sie **jeden Bereich** für mindestens 15 Minuten. Sie können in einer Sitzung so viele Bereiche behandeln wie Sie möchten.
- Für beste Ergebnisse führen Sie die Anwendung mit der höchsten für Sie angenehmen Energiestufe durch.
- Führen Sie 10 Wochen lang 2 Mal wöchentlich eine Sitzung durch. Nach 5 Wochen / 10 Behandlungen erhalten Sie erste sichtbare Ergebnisse.



Empfohlene Anzahl an Behandlungen

- Danach behandeln Sie die Bereiche alle 2 Wochen, um die Ergebnisse zu erhalten.

Für maximale Effizienz:

- Stellen Sie sicher, dass während der Behandlung jederzeit genügend Gel auf der Behandlungsfläche (**#1**) vorhanden ist.
- Lassen Sie das Gerät nie auf einem Hautbereich. Bewegen Sie das Gerät ständig, um den gesamten Behandlungsbereich zu erfassen. So wird einer Überhitzung des Behandlungsbereichs vorgebeugt und das Risiko von Nebenwirkungen minimiert.
- Stellen Sie sicher, dass die 3 Elektroden (**#2**) jederzeit vollständigen Kontakt zur Haut haben.

- Wenn sich die ausgewählte Energiestufe unangenehm anfühlt, reduzieren Sie die Energie auf eine für Sie angenehme Stufe.
- Ändern Sie die Energiestufen nur, wenn die Behandlungsfläche **(#1) nicht** in Kontakt mit der Haut ist.

6.3 Erwartungsgemäß

Folgende Punkte sind normal und können während der Behandlung auftreten:

- ein Gefühl von Wärme
- leichte Rötung oder Schwellung: sollten innerhalb weniger Stunden oder innerhalb eines Tages nachlassen.

6.4 Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und alle Sicherheitshinweise beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, zu verstehen und zu akzeptieren.

- Unverhältnismäßige Schwellungen und Rötungen sind seltene Reaktionen auf die Behandlung. Diese Beschwerden verschwinden in den meisten Fällen nach einigen Tagen. Sofern dies auftritt, verwenden Sie umgehend ein feuchtes, kühles Tuch, um den Bereich mindestens 15 Minuten lang zu kühlen und tragen Sie eine Verbrennungssalbe auf den Bereich auf.


- In seltenen Fällen kann es sein, dass die Durchblutung der Blutgefäße angeregt wird. Deshalb kann für einige Tage eine vorübergehende Rötung entstehen. Außerdem könnten einige Kapillaren auch rote Flecken zeigen, die im Laufe der Zeit verschwinden. Sofern dieses Symptom auftritt, empfehlen wir Ihnen, den Bereich umgehend mit kaltem Wasser zu kühlen.

- i** Kontaktieren Sie bei anhaltenden Beschwerden, einschließlich Schmerzen, Rötung der Haut, Schwellung oder Verbrennungsgefühl, Ihren Arzt.
- i** Sollten innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Behandlung unerwartete Nebenwirkungen wie Juckreiz auftreten, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie mit der Behandlung fortfahren.


7. Legen Sie los!

1. Ihre Haut muss sauber und trocken sein und jeglicher Schmuck entfernt werden.
2. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
3. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von den Elektroden (**#2**).
4. Entscheiden Sie, ob Sie das Gerät kabellose oder mit Kabel verwenden möchten.
 - **Kabellos:** Achten Sie vor jeder Behandlung darauf, dass der Akku ausreichend geladen ist.
 - **Stromzufuhr:** Schließen Sie das Adapter-kabel (**#7**) an den Netzadaptersockel (**#6**) und an die Stromversorgung an.

5. **Gerät einschalten:** Die Kontrolltaste (#4) lange drücken. Das Gerät startet automatisch auf Energiestufe 1 und nur die Anzeige für Energiestufenanzeige 1 (#3) leuchtet.
- i** Achten Sie darauf, dass das Gel noch nicht verfallen ist.
6. Geben Sie eine dünne Schicht Silk'n Slider Gel auf die Behandlungsfläche (#1).
- i** Das Silk'n Slider Gel (oder ein anderes, klares Gel auf Wasserbasis) ermöglicht eine reibungslose Bewegung der Behandlungsfläche über die Haut und fördert die Leitfähigkeit. Um eine sichere und effiziente Behandlung zu ermöglichen, sollte jede Behandlung mit dem Auftragen des Silk'n Slider Gels beginnen. Tragen Sie bei Bedarf mehr Gel auf.
7. Platzieren Sie das Gerät mit Energiestufe 1 auf dem gewünschten Behandlungsbereich. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständigen Kontakt zur Haut hat. Sie werden eine sanfte Wärme fühlen.
8. Bewegen Sie das Gerät sanft mit massageähnlichen Bewegungen über den gewünschten Behandlungsbereich. Gehen Sie langsam und sorgfältig vor. Bewegen Sie das Gerät ständig und stellen Sie sicher, dass die 3 Elektroden während der Behandlung stets vollständigen Kontakt zur Haut haben.
9. Das Gerät ständig in Bewegung halten und **jeden** Bereich für mindestens 15 Minuten behandeln.



10. Erhöhen Sie graduell die Energiestufe. Die höchste Energiestufe bringt die besten Ergebnisse. Es ist jedoch wichtig, stets die für Sie angenehme Energiestufe zu wählen.



- i** Wenn Sie die Energiestufe anheben, fühlen Sie wie die Temperatur der Haut steigt. In der Regel dauert es 1-2 Minuten, bis das Gerät die erforderliche Temperatur erreicht. Während der Behandlung kann die Haut leicht rot werden. Keine Sorge, das ist normal.
- 11. Probieren Sie das Gerät langsame über den Behandlungsbereich zu bewegen. Wenn der Behandlungsbereich zu heiß wird und ein unangenehmes Gefühl entsteht, bewegen Sie das Gerät etwas schneller.
- i** Bei jeglichen Beschwerden die Behandlung sofort unterbrechen.
- 12. **Den behandelten Bereich reinigen:** Entfernen Sie eventuell vorhandenes Gel von der Haut und spülen Sie den behandelten Bereich mit lauwarmem Wasser ab. Die Haut mit einem Handtuch abtrocknen und Gesichtscreme auftragen, um die Haut geschmeidig zu machen und mit Feuchtigkeit zu versorgen.

8. Reinigung, Wartung & Aufbewahrung

Reinigen Sie das Gerät nach jeder Behandlung.

- ⚠ Tauchen Sie Ihr Gerät oder einzelne Geräteteile niemals in Wasser.

- ◉ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ◉ Verwenden Sie Saugpapier (wie Toilettenpapier oder Küchenrolle), um Gelreste von der Behandlungsfläche (#1) zu entfernen. Achten Sie darauf alle Gelreste sorgfältig zu entfernen, damit das Gel nicht antrocknet oder das Gerät beschädigt wird.
- ◉ Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch zum Reinigen des Geräts und der Behandlungsfläche (#1).

- ℹ Sie können Reinigungsflüssigkeiten mit bis zu 70%-igem Alkohol verwenden. Verwenden Sie jedoch niemals Aceton oder Scheuermilch. Diese beschädigen Ihr Gerät.

- ◉ Trocknen Sie abschließend das Gerät und die Behandlungsfläche (#1) mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- ◉ Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Originalverpackung aufzubewahren. Das Gerät und das Gel an einem kühlen, trockenen Ort aufzubewahren.

9. Fehlerbehebung

Problem	Überprüfungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter (#7) sachgemäß am Gerät angeschlossen ist, und dass er in eine Wandsteckdose eingesteckt ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kontrolltaste (#4) lange drücken. Kabellos: Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist. Wenn der Akkustand niedrig ist, schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, damit Sie die Behandlung durchführen können.
Ich fühle keine Wärme am Gerät, obwohl ich die Kontrolltaste (#4) gedrückt habe.	Es wird nur Wärme ausgegeben, wenn die Behandlungsfläche (#1) vollständigen Kontakt zur Haut hat und vor und/oder während der Behandlung genügend Gel aufgetragen wurde.
Eine oder mehrere Leuchten blinken.	Das Gerät hat nicht richtig funktioniert. Trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung und starten Sie erneut.
Das Gerät funktioniert nicht mehr und ist ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> Stromversorgung & Kabellos: Die Kontrolltaste (#4) lange drücken, um das Gerät neu zu starten. Kabellos: Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Kundenservice.

10. Kundenservice

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen: www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF von unserer Internetseite herunterladen. Kontaktieren Sie den Kundenservice von Silk'n um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu melden.

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Verbrauchsmaterialien

Silk'n Slider Gel ist über unsere Webseite erhältlich: www.silkn.eu.

12. Garantie

Vollständige Informationen finden Sie im separaten Garantieheft des Produkts.

- i** Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die auf eine unsachgemäße oder falsche Verwendung zurückzuführen sind.

13. Produktentsorgung

Dieser Abschnitt gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen für recycelbare Materialien.

- Alte Geräte dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden!
- Sollte das Gerät irgendwann nicht mehr funktionieren, entsorgen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften in Ihrer Stadt oder Ihrem Land. Dadurch wird sichergestellt, dass alte Geräte auf professionelle Weise recycelt werden und keine negativen Konsequenzen für die Umwelt entstehen.
- Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich allem Zubehör und Teilen) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Auf diese Weise wird einer Verunreinigung der Umwelt durch schädliche Substanzen* vorgebeugt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

* Produkte, die mit Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei gekennzeichnet sind.

14. Spezifikationen

Modellnr.	H2120/H2130
Behandlungsbereich	$468 \pm 5\text{mm}^2$
Technologie	Home Tightening™
Rotes LED-Licht (Wellenlänge; optische Ausgabeleistung)	$630\text{nm} \pm 20\text{ nm}; 45 \pm 9\text{mW/cm}^2$
Infrarot-Licht (IR)(Wellenlänge; optische Ausgabeleistung)	$850\text{nm} \pm 20\text{nm}; 57 \pm 11\text{ mW/cm}^2$
RF-Energie (Frequenz; maximale Leistung)	1 MHz 30%; 10W max
Betrieb und Sicherheit	Wärmestabilisator beugt Überhitzung vor
Systemgewicht	150g
Zeit von Mindest-Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur Mindest-Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.	30 Minuten
Zeit von maximaler Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur maximalen Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.	30 Minuten
Transport und Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: minus 40 ° bis +70 °C Relative Feuchtigkeit: 10% bis 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060 hPa

Betriebsbedingungen		Temperatur: 10 ° bis +35 °C Relative Feuchtigkeit: 30% bis 75% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060 hPa
Netzadapter		
Hersteller	Kuantech (Beihai) Co., Ltd. 064970	
Registernummer		
Adresse		8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, VOLKSREPUBLIK CHINA
Modell	KSA24A1200150H(x) (x) – kennzeichnet unterschiedliche Stecker- anschlüsse	
Eingangsspannung		100-240 V
AC Eingangsfrequenz		50/60 Hz
DC Ausgangsspannung		12.0 V
Ausgangsstrom		1.5 A
Ausgabeleistung		18 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb		85.5%
Effizienz bei niedriger Belastung (10 %)		80.2%
Standby-Stromverbrauch		0.08 W
Aufladbarer Li-Ionen-Akku	Modell	ICR18650-26H
	Nennspannung	3.7 VDC
	Nennleistung	2600mAh

15. Rechtlicher Hinweis

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch anderweitig unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten. Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums an Dingen, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenzrechte für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten. Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Table des matières

1.	Avertissements	48
2.	Contre-indications	51
3.	Dispositifs de sécurité	53
4.	Signes et symboles	54
5.	En savoir plus sur votre appareil	55
5.1	Description de l'appareil.....	55
5.2	Usage prévu	55
5.3	Contenu de l'emballage.....	56
5.4	Composants de l'appareil	56
5.5	Paramètres et commandes de l'appareil.....	56
5.6	Chargement de la batterie	57
6.	Séances de traitement	58
6.1	Zones de traitement.....	58
6.2	Protocole d'utilisation	59
6.3	Quels résultats faut-il espérer	60
6.4	Effets secondaires possibles.....	61
7.	Lancez-vous !	62
8.	Nettoyage, entretien et stockage	64
9.	Dépannage	65
10.	Service à la clientèle	66
11.	Consommables.....	66
12.	Garantie	66
13.	Mise au rebut du produit.....	67
14.	Caractéristiques techniques	68
15.	Mentions légales	70

1. Avertissements



L'appareil, y compris tous ses composants, ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes : les enfants, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ou les personnes qui ne comprennent pas les risques encourus.

Cet appareil est puissant et doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. Avant toute première utilisation, veuillez lire ce mode d'emploi en entier et le conserver pour référence ultérieure. Assurez-vous de lire tous les avertissements, contre-indications et précautions de sécurité, et suivez-les strictement. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque séance.

Veillez à systématiquement avoir les mains sèches avant d'utiliser l'appareil, de toucher la prise ou de brancher le support de chargement à l'alimentation secteur.

- Veillez à ne pas placer ou ranger l'adaptateur mural où il risque de tomber ou d'être précipité dans un liquide.

- Afin de recharger la batterie, n'utilisez que l'adaptateur mural fourni avec cet appareil.
- N'utilisez pas l'adaptateur mural s'il est tombé dans un liquide.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur après avoir chargé la batterie.
- Conservez l'appareil et l'ensemble des pièces et accessoires à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation secteur.
- Lorsqu'il est utilisé dans une salle de bains, débranchez l'appareil après utilisation. La présence d'eau à proximité présente un danger même si l'appareil est éteint.
- Pour une protection accrue, il est recommandé d'installer un dispositif de courant résiduel (DCR) sur le circuit électrique. Le DCR doit avoir un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA. Demandez conseil auprès de votre installateur.
- N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulerait également votre garantie.

- N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant ou s'ils sont endommagés de quelque façon que ce soit ou ne semblent pas fonctionner correctement, ou si vous voyez ou sentez de la fumée. Le cas échéant, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service à la clientèle.
- Ne nettoyez pas les pièces au lave-vaisselle.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.
- Cet appareil contient une batterie non remplaçable.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

- Cet appareil a été conçu et testé pour satisfaire aux exigences des normes électromagnétiques, electrostatiques et d'interférences de fréquence radio. Toutefois, la possibilité d'interférences électromagnétiques ou autres peut subsister. Le déplacement de l'appareil peut favoriser l'élimination des interférences.

2. Contre-indications



Ne pas utiliser si vous :

- portez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif dans une partie quelconque du corps ;
- souffrez de troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes ;
- avez des antécédents récents ou souffrez d'une maladie cancéreuse ou de grains de beauté pré-malins ;
- avez subi une radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois, ou des zones sujettes à des malignités dermiques ;
- avez une pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc. ;
- souffrez d'épilepsie ;
- êtes enceinte ou allaitez ;
- en cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.



Ne pas utiliser sur les zones qui ont :

- un implant permanent tel que des plaques métalliques et des vis, des implants en silicone ou des zones avec des produits de comblements ou toxines injectés ;
- un eczéma actif, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète) ;
- subi des traumatismes ou des lésions cutanées ;
- été exposé au soleil sans protection (attendre 24h) ; pour des peaux bronzées ou ayant subi des coups de soleil, attendre 3 jours ;
- avez subi une opération chirurgicale au cours des 3 mois précédent la séance ;
- avez des tatouages ;
- avez des cheveux longs ou épais. L'utilisation de l'appareil peut provoquer de légères ecchymoses.



Consultez votre médecin si vous avez :

- utilisé des corticostéroïdes au cours des 3 mois précédent la séance ;
- une couperose ou rosacée ;
- des antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles qu'un herpès simplex récurrent, au niveau de la zone de traitement. Si tel est le cas, vous pourrez uniquement subir un traitement en suivant un régime prophylactique ;
- utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois ;

- toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous ;
- des antécédents de troubles cutanés, de chéloïdes, de cicatrisation anormale, ainsi qu'une peau très sèche et fragile.

3. Dispositifs de sécurité

FR

L'appareil protège la peau contre toute surchauffe cutanée.

- **Capteur et stabilisateur thermiques :** ces dispositifs mesurent la température de la peau, stabilisent l'énergie thermique et empêchent la surchauffe. Lorsque la température de la peau atteint 42 à 43 °C, le stabilisateur cesse automatiquement d'émettre de la chaleur jusqu'à ce que la température cutanée ait suffisamment diminué pour que le stabilisateur puisse se remettre à chauffer.
- **Capteur de mouvement :** grâce au capteur, l'appareil émet de la chaleur RF uniquement lorsque vous faites glisser celui-ci sur votre peau.

4. Signes et symboles

	Déclaration ou événement indiquant un problème ou un danger potentiel ou imminent lors de l'utilisation de l'appareil.
	Informations importantes concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.
	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe II. L'adaptateur mural est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.
	Polarité du connecteur d'alimentation c.c.
	Courant continu du connecteur d'alimentation c.c.
	Mise en garde : Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Mettre au rebut conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.
	Lithium à l'intérieur.
	La batterie rechargeable intégrée contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Retirez systématiquement la batterie avant de la mettre au rebut dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des batteries et piles électriques.

- Cet appareil ne convient pas à l'utilisation en présence de mélange anesthésique inflammable à l'air, avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.

5. En savoir plus sur votre appareil

5.1 Description de l'appareil

L'appareil est un appareil de soin anti-âge du visage qui utilise la technologie HT™. Cette technologie combine trois types d'énergie : L'énergie thermique infrarouge (IR) qui affecte la couche supérieure de la peau et améliore sa texture, l'énergie lumineuse par LED qui pénètre dans le derme pour rajeunir et restaurer le collagène, et l'énergie de radiofréquence bipolaire localisée (Bi-Polar RF) qui pénètre en profondeur dans la couche adipeuse sous-cutanée pour raffermir les tissus en profondeur et réduire les rides.

L'appareil a une surface de traitement dotée de 3 pastilles métalliques et un bouton de commande avec 5 voyants lumineux pour indiquer le niveau d'énergie environnant. L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable pour une utilisation sans fil, ainsi que d'un adaptateur mural pour la connexion à l'alimentation secteur.

5.2 Usage prévu

L'appareil est un appareil portatif en vente libre destiné à réduire temporairement l'apparence des rides légères à modérées et à raffermir la peau. Cet appareil est conçu pour une utilisation personnelle à la maison, et ne convient pas à une utilisation commerciale. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

FR

5.3 Contenu de l'emballage

Le contenu de l'emballage varie en fonction de l'option achetée.

- Votre appareil Silk'n
- Adaptateur mural CA/CC
- Silk'n Slider Gel
- Mode d'emploi
- Guide rapide
- Carnet de garantie

5.4 Composants de l'appareil

Veuillez consulter le diagramme de la page (i) qui se trouve au début de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- Surface de traitement (#1)
- Électrodes métalliques (#2)
- 4 voyants indicateurs de puissance (#3)
- Bouton de commande (#4)
- Voyant lumineux de la batterie (#5)
- Prise de l'adaptateur mural (#6)
- Adaptateur mural avec câble (#7)


5.5 Paramètres et commandes de l'appareil

Bouton	Action	Fonction/Mode
 (#4)	Appui long x 1	Démarre l'appareil. Puissance 1 - 1 voyant allumé
	Appui court x 1	Puissance 2 - 2 voyants allumés
	Appui court x 2	Puissance 3 - 3 voyants allumés
	Appui court x 3	Puissance 4 - 4 voyants allumés
	Appui court x 4	Retourne au niveau 1
	Appui long	Éteint l'appareil

Bouton	Action	Fonction/Mode
Voyants indicateurs de puissance (#3)	Affiche le niveau d'énergie sélectionné.	Chaque voyant correspond à une puissance différente. La puissance 1 est la puissance le plus faible et la puissance 4 est la plus élevée.
		
Voyant lumineux de la batterie (#5)	Vert - clignotant Vert - constant Orange - clignotant Orange - constant	Chargement de l'appareil Appareil chargé Batterie faiblement chargée Batterie non chargée : mode d'utilisation inactif
		

5.6 Chargement de la batterie

1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
 2. Connectez le câble de l'adaptateur mural (#7) sur l'appareil, puis branchez l'adaptateur mural (#7) sur l'alimentation secteur. Le voyant lumineux de la batterie (#5) se met alors à clignoter en vert.
 3. Positionnez l'adaptateur mural (#7) de façon à en facilement débrancher la prise.
- i** L'icône de la batterie ne change pas de couleur. 



Charge initiale



Heures

Charge régulière



Heures

Utilisation sans fil



Minutes


- i** Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur. Notez que le voyant lumineux de la batterie (**#5**) s'éteint.

FR

6. Séances de traitement

6.1 Zones de traitement


Il y a 6 zones de traitement pour le visage et le cou.



Zone de traitement	Objectif
1. Front : y compris entre les sourcils	Raffermissement de la peau
2. Joue gauche : y compris autour et en dessous des yeux	Traitement des ridules et augmentation du volume
3. Joue droite : y compris autour et en dessous des yeux	
4. Lèvre supérieure : y compris le sillon nasogénien	Raffermissement et élimination des rides
5. Menton : y compris les maxillaires	Raffermissement et élimination des rides
6. Cou	Lissage de la peau

6.2 Protocole d'utilisation

- Traitez **chaque zone** séparément pendant au moins 15 minutes. Vous pouvez traiter autant de zones que vous le souhaitez en une seule séance.
- Pour des résultats optimaux, traitez avec le niveau d'énergie le plus élevé, le plus confortable pour vous.
- Utilisez l'appareil à raison de 2 séances par semaine pendant 10 semaines. Vous commencerez à observer des résultats visibles au bout de 5 semaines / 10 traitements.



Nombre de séances recommandées

- Après cela, réalisez un traitement une fois toutes les 2 semaines pour maintenir les résultats.

Pour une efficacité maximale :

- Assurez-vous de disposer d'une quantité suffisante de gel sur la surface de traitement (**#1**) à tout moment au cours de la séance.
- Ne laissez pas l'appareil sur un seul endroit de la peau. Déplacez-le continuellement afin de couvrir toute la zone de traitement. Cela permettra d'éviter de surchauffer la zone de traitement et réduira la possibilité d'un effet indésirable.
- Veillez à ce que les 3 électrodes (**#2**) soient toujours en contact direct avec la peau.
- Si la puissance provoque une sensation d'inconfort, réduisez-la jusqu'à un niveau qui soit confortable pour vous.
- Modifiez uniquement la puissance lorsque la surface de traitement (**#1**) **n'est pas** en contact avec la peau.

6.3 Quels résultats faut-il espérer

Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- une sensation de chaleur.
- quelques rougeurs ou une légère enflure : devrait se résorber en quelques heures ou en un jour maximum.

6.4 Effets secondaires possibles

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

- Les œdèmes excessifs (gonflement) et les érythèmes (rougeur) sont des réactions rares au traitement qui dans la plupart des cas se résorbent en quelques jours. Si ces signes apparaissent, utilisez immédiatement un linge frais et humide pour refroidir la zone affectée pendant au moins 15 minutes et appliquez une crème anti-brûlure.
 - Dans certains cas rares, l'utilisateur peut présenter une dilatation des capillaires sanguins superficiels. Cela peut provoquer des rougeurs transitoires pendant quelques jours. Certains capillaires peuvent également présenter des taches rouges qui se résorberont également avec le temps. Si ces signes apparaissent, nous vous recommandons de rafraîchir immédiatement la zone concernée avec de l'eau glacée.
- i** Consultez votre médecin si vous présentez des symptômes persistants, y compris des douleurs, des rougeurs cutanées, des gonflements ou une sensation de brûlure.
- i** Si des effets secondaires inattendus, tels que des démangeaisons, se produisent dans les 48 heures suivant votre premier traitement, consultez un médecin avant de poursuivre les séances.

7. Lancez-vous !


1. Assurez-vous d'avoir une peau propre et sèche et libre de bijoux.
2. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
3. Retirez le film protecteur qui recouvre les électrodes (**#2**).
4. Décidez si vous souhaitez utiliser l'appareil sans fil ou via l'alimentation secteur.
 - **Sans fil :** Avant de démarrer une séance, vérifiez que la batterie est assez chargée.
 - **Alimentation secteur :** Branchez le câble de l'adaptateur mural (**#7**) sur la prise (**#6**) de l'adaptateur mural, et branchez ce dernier sur l'alimentation secteur.

5. **Démarrez l'appareil :** Effectuez un appui long sur le bouton de commande (**#4**). L'appareil démarre au niveau d'énergie 1 automatiquement, et le voyant lumineux de niveau d'énergie 1 (**#3**) s'allume.



- i** Vérifiez que la date de péremption du gel n'est pas expirée.
- 6. Appliquez une fine couche de gel Silk'n Slider sur la surface de traitement (**#1**).
- i** Le Silk'n Slider Gel (ou n'importe quel autre gel transparent à base d'eau) rend les mouvements de la surface de traitement plus lisses sur la peau et assure une bonne conductivité. Afin de garantir une séance sûre et efficace, commencez toujours par appliquer du Silk'n Slider Gel, et appliquez-en davantage au besoin.
- 7. Placez l'appareil, sur le niveau d'énergie 1, sur la zone à traiter. Veillez à ce que celui-ci soit en contact direct avec la peau. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur.

8. Déplacez l'appareil en effectuant de légers mouvements, tel un massage, sur la zone que vous souhaitez traiter. Progressez lentement et avec précaution. Continuez à déplacer l'appareil en vous assurant que les 3 pastilles métalliques restent bien en contact avec la peau à mesure que vous traitez la zone.
9. En déplaçant continuellement l'appareil, traitez **chaque** zone pendant au moins 15 minutes.
10. Augmentez progressivement le niveau d'énergie. Les meilleurs résultats s'obtiennent en utilisant la puissance la plus élevée, mais il est important que vous choisissez le niveau d'énergie confortable pour la zone à traiter.



- i** Vous ressentirez une augmentation de la température de la peau à mesure que vous augmenterez la puissance. L'appareil prend généralement environ 1 à 2 minutes pour atteindre la température requise. Au cours de la séance, votre peau deviendra un peu rouge. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
11. Faites des essais en déplaçant lentement l'appareil sur la zone traitée. Si la zone traitée est chaude et que la sensation éprouvée est désagréable, essayez de déplacer l'appareil un peu plus rapidement.
 - i** Arrêtez immédiatement si vous ressentez une sensation d'inconfort.

- FR
12. **Nettoyez la zone traitée :** Retirez toute trace résiduelle de gel, puis rincez la peau à l'eau tiède. Séchez la peau avec une serviette et appliquez une crème de visage afin de l'apaiser et de l'hydrater.

8. Nettoyage, entretien et stockage

Nettoyez l'appareil après chaque séance.

- ⚠ N'immergez jamais votre appareil ou l'un de ses composants dans l'eau !
- Éteignez l'appareil puis débranchez-le.
- Utilisez des serviettes de papier absorbant (telles que du papier hygiénique ou des lingettes) pour retirer les traces résiduelles de gel de la surface de traitement (#1). Vérifiez que vous avez bien nettoyé toute trace de gel afin que le gel ne se solidifie pas et n'endommage pas l'appareil.
- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer l'appareil et la surface de traitement (#1).
- ℹ Vous pouvez utiliser des liquides de nettoyage contenant un maximum de 70 % d'alcool, mais n'utilisez jamais d'acétone ou de liquides abrasifs qui endommageraient l'appareil.
- Pour finir, séchez l'appareil ainsi que la surface de traitement (#1) en les essuyant à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Après le nettoyage, nous vous recommandons de stocker l'appareil dans sa boîte d'origine. Conservez l'appareil et le gel dans un endroit sec et frais.

9. Dépannage

Problème	Contrôles
L'appareil ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">Alimentation secteur : Assurez-vous que l'adaptateur mural (#7) est bien connecté à l'appareil, qu'il est branché dans l'alimentation secteur, puis effectuez un appui long sur le bouton de commande (#4).Sans fil : Vérifiez que la batterie est assez chargée. Si la batterie est faible, branchez l'appareil sur l'alimentation secteur pour effectuer une séance.
Je ne ressens aucune chaleur venant de l'appareil, alors que j'ai bien appuyé sur le bouton de commande (#4).	La chaleur est émise uniquement lorsque la surface de traitement (#1) est en contact direct avec la peau et que vous avez appliqué du gel avant et/ou pendant la séance.
Un ou plusieurs voyants lumineux clignotent de manière continue.	L'appareil a mal fonctionné. Veuillez débrancher l'appareil et le redémarrer.
L'appareil a cessé de fonctionner et est éteint.	<ul style="list-style-type: none">Secteur et sans fil : Effectuez un appui long sur le bouton de commande (#4) pour redémarrer l'appareil.Sans fil : Vérifiez que la batterie est assez chargée.

Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle.

FR

10. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site Web. Veuillez contacter le service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendu, ou tout autre problème lié à votre appareil.

FR

Pays	Numéro du service à la clientèle	E-mail
Belgique	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italie	+31 (0)180-330 550	servizioclientit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Consommables

Vous pouvez acheter plus de Silk'n Slider Gel à partir de notre site Internet www.silkn.eu.

12. Garantie

Veuillez consulter le carnet de garantie du produit fourni séparément pour obtenir des informations complètes.

- i** Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures causés par une utilisation impropre ou incorrecte.

13. Mise au rebut du produit

Cette section est applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte distincts pour les matériaux recyclables.

- Les appareils usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères !
- Si le produit venait à ne plus pouvoir être utilisé à un moment donné, mettez-le au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre ville ou pays. Cela garantit que les anciens appareils sont recyclés par des professionnels et exclut les conséquences négatives pour l'environnement.
- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers ! La directive DEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci empêche le rejet de substances nocives* dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

* Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.ww

14. Caractéristiques techniques

Modèle	H2120/H2130
Zone de traitement	$468 \pm 5\text{mm}^2$
Technologie	Home Tightening™
Voyant LED rouge (longueur d'onde, puissance de sortie optique)	630nm $\pm 20\text{ nm}$; 45 $\pm 9\text{mW/cm}^2$
Lumière infrarouge (IR) (longueur d'onde, puissance de sortie optique)	850nm $\pm 20\text{nm}$; 57 $\pm 11\text{ mW/cm}^2$
Énergie RF (fréquence ; puissance de sortie maximale)	1 MHz $\pm 30\%$; 10W max
Fonctionnement et sécurité	Stabilisateur thermique empêchant la surchauffe de la peau
Poids du système	150 g
Temps pour passer de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20 °C	30 minutes
Temps pour passer de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20 °C	30 minutes
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : - 40 à 70 °C Humidité relative : 10% à 90% Pression atmosphérique : 500 à 1060 hPa

Conditions de fonctionnement	Température : 10 à 35 °C Humidité relative : 30% à 75% Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa
Adaptateur mural	
Fabricant	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.
N° d'immatriculation	064970
Adresse	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Modèle	KSA24A1200150H(x) (x) – indique différentes fiches d'entrée
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence CA d'entrée	50/60 Hz
Tension CC de sortie	12,0 V
Intensité de sortie	1,5 A
Puissance de sortie	18 W
Efficacité active moyenne	85,5 %
Efficacité à faible charge (10 %)	80,2 %
Consommation électrique à vide	0,08 W
Batterie Li-on rechargeable	Modèle ICR18650-26H Tension nominale 3,7 Vcc Capacité nominale 2600 mAh

15. Mentions légales

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Tous droits réservés.

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la fabricabilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd sont à sa connaissance exacts et fiables au moment de leur publication. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité concernant leur utilisation. Aucune licence n'est accordée implicitement ou autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque procédé électronique ou mécanique que ce soit et à quelque fin que ce soit sans la permission écrite expresse de Home Skinovations Ltd. Les données sont modifiables sans préavis. Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques de commerce, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle, hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis. Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAËL.

Inhoudsopgave

1.	Waarschuwingen	72
2.	Contra-indicaties.....	75
3.	Veiligheidsfuncties	77
4.	Pictogrammen en symbolen	77
5.	Kennismaking met uw apparaat.....	78
5.1	Beschrijving van het apparaat.....	78
5.2	Beoogd gebruik	79
5.3	Inhoud van de verpakking	79
5.4	Onderdelen van het apparaat.....	79
5.5	Bedieningselementen en instellingen.....	80
5.6	De batterij opladen	81
6.	Behandelingen.....	82
6.1	Behandeloppervlakken.....	82
6.2	Behandelingsschema	83
6.3	Dit kunt u verwachten	84
6.4	Mogelijke bijwerkingen	84
7.	Aan de slag!	85
8.	Schoonmaken, onderhouden en opbergen	88
9.	Oplossen van problemen	89
10.	Klantenservice.....	90
11.	Verbruiksartikelen.....	90
12.	Garantie	90
13.	Het product verwijderen	91
14.	Specificaties	92
15.	Juridische kennisgeving.....	94

1. Waarschuwingen



NL

Dit apparaat, inclusief alle onderdelen, mag niet worden gebruikt door personen die jonger, volwassenen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of psychologische vermogens, personen zonder ervaring met of kennis van het veilige gebruik van het apparaat en personen die de gevaren niet kennen.

Dit apparaat is krachtig en moet worden gebruikt met speciale aandacht voor de veiligheid. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Lees alle waarschuwingen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen en volg deze strikt op. Wij raden u aan de instructies voorafgaand aan elke behandeling opnieuw door te nemen.

Zorg altijd dat u droge handen hebt voordat u het apparaat gebruikt, de stekker aanraakt of het oplaadstation aansluit op het lichtnet.

- Plaats of bewaar de netstroomadapter niet op een plaats waar deze kan vallen of in contact kan komen met een vloeistof.

- Gebruik alleen de netstroomadapter die bij dit apparaat wordt geleverd om de batterij op te laden.
- Gebruik de netstroomadapter niet als deze in het water is gevallen.
- Ontkoppel het apparaat van de netstroom nadat de batterij is opgeladen.
- Bewaar het apparaat en alle onderdelen en accessoires uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter als het op het lichtnet is aangesloten.
- Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact nadat het in de badkamer is gebruikt. Water in de buurt levert een gevaar op –zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Het is voor extra bescherming aan te bevelen om een aardlekschakelaar in het elektrisch circuit te installeren. De aardlekschakelaar moet een maximale lekstroom hebben van 30 mA. Vraag uw monteur om advies.
- Probeer het apparaat niet aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.

- Gebruik het apparaat niet als de onderdelen of accessoires niet afkomstig zijn van de producent, als het apparaat is beschadigd of niet goed lijkt te werken of als u rook ziet of ruikt. Gebruik het apparaat in die gevallen niet langer en neem contact op met de klantenservice.
- Reinig de onderdelen niet in de vaatwasser.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen het apparaat niet schoonmaken en onderhouden.
- Kinderen mogen niet met de verpakking spelen. Ze kunnen zichzelf mogelijk verwonden met het verpakkingsmateriaal of kleine onderdelen inslikken en daardoor stikken.
- Dit apparaat bevat accu's die niet kunnen worden vervangen.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, badkuipen, douchecabines, wasbakken of andere reservoirs die zijn gevuld met water.

- Dit apparaat is ontworpen en getest om te voldoen aan de eisen van normen op het gebied van elektromagnetische en elektrostatische verstoring en RF-verstoring. Niettemin kan de kans op elektromagnetische verstoringen of andere verstoringen blijven bestaan. Het verplaatsen van het apparaat kan helpen om verstoringen uit te bannen.

2. Contra-indicaties

NL



Gebruik niet indien u:

- een pacemaker of interne defibrillator of ander actief elektrisch implantaat in uw lichaam hebt;
- lijdt aan endocriene aandoeningen die niet onder controle zijn, zoals diabetes en schildklierziekten;
- kanker of moedervlekken in een voorstadium van kanker hebt of hebt gehad;
- mogelijke kwaadaardige huidaandoeningen of wanneer u in de afgelopen 3 maanden bestralingen of chemotherapie hebt ondergaan;
- een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, polymorfe lichterupties, urticaria solaris, lupus, etc.
- last hebt van epilepsie;
- zwanger bent of borstvoeding geeft;
- ongewone huidaandoeningen als gevolg van diabetes, systemische ziekten of andere metabolische ziekten.



Gebruik het apparaat niet op oppervlakken waarop sprake is van:

- een permanent implantaat hebt, zoals metaalplaatjes en schroeven, siliconen of lichaamsdelen waar vullingen of giftige stoffen zijn ingespoten;
- actief eczeem, psoriasis, beschadigingen, open wonderen, open infecties (herpes) of ongewone huidaandoeningen door systemische en metabole ziekten (zoals diabetes);
- getraumatiseerde of beschadigde huid;
- recente blootstelling aan de zon zonder bescherming (wacht 1 dag). Bij gebruijde of zonverbrande huid dient u 3 dagen te wachten;
- een chirurgische ingreep in de 3 maanden voorafgaand aan de behandeling;
- tatoeages;
- lang en dik haar. Het gebruik van dit apparaat kan tot lichte blauwe plekken leiden.



Raadpleeg uw arts indien u:

- tot 3 maanden voor de behandeling steroïden hebt gebruikt;
- last hebt van couperose of rosacea;
- een voorgeschiedenis hebt van ziekten die worden opgewekt door warmte, zoals terugkerende herpes simplex in het behandeloppervlak. U mag in dat geval alleen een behandeling uitvoeren volgens een profylactisch regime;
- in de afgelopen zes maanden medicatie op uw huid heeft gebruikt op voorschrijf van uw huisarts;
- elke andere situatie waardoor het volgens uw arts of dermatoloog onveilig is om uzelf te behandelen;

- eerdere huidziekten, keloïden of ongewone wondgenezing of een zeer droge en kwetsbare huid;

3. Veiligheidsfuncties

Het apparaat beschermt uw huid tegen oververhitting.

- **Thermische sensor en warmtestabilisator:** Deze meet de huidtemperatuur, stabiliseert de warmte-energie en voorkomt oververhitting. Als de huidtemperatuur 42 °C tot 43 °C wordt, stopt de stabilisator automatisch met het afgeven van warmte totdat de huidtemperatuur genoeg is gedaald om de opwarming te hervatten.
- **Bewegingssensor:** Met de sensor kan het apparaat RF-warmte uitstralen. Dit gebeurt alleen als u het apparaat over uw huid beweegt.

4. Pictogrammen en symbolen

	Een verklaring of gebeurtenis die duidt op een mogelijk of dreigend gevaar of probleem wanneer het apparaat wordt gebruikt.
	Belangrijke informatie over het gebruiken of onderhouden van het apparaat.
	Producten die zijn voorzien van dit symbool voldoen aan de eisen van de Europese richtlijnen.
	Klasse II - De netstroomadapter is beschermd tegen rechtstreekse elektrische schokken door middel van een dubbele isolatie.
	Polariteit van gelijkstroomaansluiting
	Gelijkstroom van gelijkstroomaansluiting

	Waarschuwing: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water, badkuipen, douchecabines, wasbakken of andere reservoirs die zijn gevuld met water.
	Niet afvoeren samen met het huishoudelijk afval. Afvoeren volgens de regelgeving van uw land ter bescherming van het milieu. Overeenkomstig de AEEA-richtlijn.
Li-ion	Lithium-ionbatterij.
	De ingebouwde, oplaadbare batterij bevat stoffen die het milieu kunnen verontreinigen. Verwijder de batterij altijd voordat u deze afvoert via een officieel inzamelpunt voor batterijen.

NL

- i** Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt in de aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesiemengsel, of van lucht, zuurstof of distikstofmonoxide (lachgas).

5. Kennismaking met uw apparaat

5.1 Beschrijving van het apparaat

Het apparaat is een anti-verouderingsapparaat voor behandeling van het gezicht op basis van HT™-technologie. Deze technologie combineert drie soorten energie: Infraroodwarmte (IR), die de bovenlaag van de huid beïnvloedt om de huidstructuur te verbeteren, LED-lichtenergie, die tot de lederhuid doordringt voor verjonging en herstel van het collageen, en bipolaire radiofrequentie-energie (bipolaire RF), die diep in het subdermale vet doordringt om het diepe weefsel strakker te maken en rimpels te verminderen.

Dit apparaat heeft een behandeloppervlak met 3 elektroden en een bedieningsknop met daaromheen 5 controlelampjes. Het apparaat heeft een oplaadbare batterij voor draadloos gebruik en een netstroomadapter waarmee het kan worden aangesloten op het lichtnet.

5.2 Beoogd gebruik

Het apparaat is vrij verkrijgbaar handapparaat dat is bedoeld om zichtbare milde tot matige gezichtsimpels tijdelijk te verminderen en de huid strakker te maken. Het apparaat is bedoeld voor zelfbehandeling en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Gebruik het niet voor een ander doel dan het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

5.3 Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking verschilt per gekochte optie.

- Uw Silk'n-apparaat
- Netstroomadapter op wisselstroom/gelijkstroom
- Silk'n Slider-gel
- Gebruiksaanwijzing
- Beknopte gebruiksinstructies
- Garantieboekje

5.4 Onderdelen van het apparaat

Raadpleeg het diagram op pagina (i) voor in deze gebruiksaanwijzing voor de locatie van elke functie.

- Behandeloppervlak (**#1**)
- Elektroden (**#2**)
- 4 energieniveau-controlelampjes (**#3**)
- Bedieningsknop (**#4**)
- Indicatielampje voor batterij (**#5**)
- Aansluiting voor netstroomadapter (**#6**)
- Netstroomadapter met kabel (**#7**)

5.5 Bedieningselementen en instellingen


Knop	Handeling	Functie / modus
 Bedieningsknop (#4)	1 x lang indrukken	Start het apparaat. Energieniveau 1 - 1 lampje brandt
	1 x kort indrukken	Energieniveau 2 - 2 lampjes branden
	2 x kort indrukken	Energieniveau 3 - 3 lampjes branden
	3 x kort indrukken	Energieniveau 4 - 4 lampjes branden
	4 x kort indrukken	Terug naar niveau 1
	Lang indrukken	Schakelt het apparaat uit
 Energieniveau-controlelampjes (#3)	Geeft het geselecteerde energieniveau weer.	Er is één lampje voor elk energieniveau. Niveau 1 is het laagste energieniveau; niveau 4 is het hoogste niveau.
 Indicatielampje voor batterij (#5)	Groen - knipperen Groen - constant Oranje - knipperen Oranje - constant	Het apparaat opladen Apparaat opgeladen Batterij bijna leeg Batterij leeg, behandelings-instelling inactief

NL

5.6 De batterij opladen

1. Laad het apparaat op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
2. Plaats de kabel van de netstroomadapter (#7) in het apparaat en sluit daarna de netstroomadapter (#7) aan op het lichtnet. Het indicatielampje van de batterij (#5) zal groen knipperen.
3. Plaats de netstroomadapter (#7) zo dat de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kan worden verwijderd.

i De kleur van het  batterijpictogram verandert niet.



De eerste keer opladen



Uur

Regelmatig opladen



Uur

Snoerloos gebruik



Minuten


i U kunt het apparaat gebruiken terwijl het is aangesloten op het lichtnet. NB: Het indicatielampje voor de batterij (#5) brandt dan niet.

6. Behandelingen

6.1 Behandeloppervlakken

Er zijn 6 behandeloppervlakken voor het gezicht en de hals.


NL



Behandeloppervlak	Doel
1. Voorhoofd: inclusief tussen de wenkbrauwen	De huid strakker maken
2. Linkerwang: inclusief rondom en onder het oog	Behandelt kraaienpootjes
3. Rechterwang: inclusief rondom en onder het oog	en zorgt voor volume
4. Bovenlip: inclusief de neusplooï	Strakker maken en verwijderen van rimpels
5. Kin: inclusief de kaaklijn	Strakker maken en verwijderen van rimpels
6. Nek	De huid gladder maken

6.2 Behandelingsschema

- Behandel **elk oppervlak** afzonderlijk gedurende minimaal 15 minuten. U kunt tijdens een sessie zoveel oppervlakken behandelen als u wilt.
- Voor de beste resultaten moet het hoogste energieniveau worden gebruikt dat comfortabel voor u is.
- Gebruik het apparaat gedurende 10 weken 2 keer per week. U kunt na 5 weken/10 behandelingen de eerste resultaten zien.



Aanbevolen aantal behandelingen

- Behandel daarna om de 2 weken om de resultaten te blijven behouden.

Voor maximaal effect:

- Zorg dat er tijdens de behandeling altijd genoeg gel op het behandeloppervlak (**#1**) aanwezig is;
- Houd het apparaat niet op één plek op de huid. Blijf het apparaat over het gehele behandeloppervlak bewegen. Hiermee wordt voorkomen dat het behandeloppervlak oververhit raakt en neemt de kans op bijwerkingen af;
- Zorg dat de 3 elektroden (**#2**) altijd helemaal contact maken met de huid;
- Verminder het energieniveau tot een comfortabel niveau als u ongemak ervaart;

NL

- Verander het energieniveau alleen als het behandeloppervlak (#1) **niet** in contact is met de huid;

6.3 Dit kunt u verwachten

Het is normaal dat u tijdens een behandelsessie het volgende ervaart of voelt:

- een warm gevoel;
- wat roodheid of een lichte zwelling: dit moet binnen een paar uur en uiterlijk na een dag wegtrekken.

NL

6.4 Mogelijke bijwerkingen

Als u de instructies nauwgezet opvolgt en alle waarschuwingen en contra-indicaties in acht neemt, zult u niet snel last krijgen van complicaties en bijwerkingen. Desalniettemin brengt elke cosmetische behandeling, ook die voor thuisgebruik, een zekere mate van risico met zich mee. Het is daarom belangrijk dat u de risico's en complicaties die zich kunnen voordoen begrijpt en aanvaardt.

- Overmatig oedeem (opzwelling) en erytheem (roodheid) zijn zeldzame reacties op de behandeling en verdwijnen in de meeste gevallen binnen een paar dagen. Koel het gebied direct minimaal 15 minuten met een vochtige doek en breng een brandwondenzalf aan als deze symptomen zich voordoen;
- In zeldzame gevallen kunnen oppervlakkige bloed-haarvaten van de gebruiker dilateren. Hierdoor kan de huid een paar dagen rood zijn. Ook kunnen sommige haarvaten rode plekken vertonen die na verloop van tijd afnemen. Indien dit gebeurt, raden we aan dat u het gebied onmiddellijk afkoelt met fris water.

- i** Neem contact op met uw arts wanneer u aanhoudende symptomen, zoals pijn, een rode huid, zwellingen of een branderig gevoel, ervaart.
- i** Wanneer er binnen 48 uur na de eerste behandeling sprake is van een onverwachte bijwerkingen, zoals jeuk, dient u medisch advies raad te plegen voordat u verdergaat met uw medische behandelingen.

7. Aan de slag!

1. Zorg dat uw huid schoon en droog is en dat u alle sieraden hebt verwijderd.
2. Haal het apparaat en de overige onderdelen uit de doos.
3. Verwijder de beschermfolie over de elektroden (**#2**) voorafgaand aan het eerste gebruik.
4. Bepaal of u het apparaat snoerloos wilt gebruiken of wilt aansluiten op het lichtnet.
 - **Snoerloos:** Controleer voordat u met een behandeling begint of de batterij niet leeg is.
 - **Netstroom:** Plaats de kabel van de netstroomadapter (**#7**) in het aansluiting (**#6**) om de kabel aan te sluiten op het lichtnet.
5. **Het apparaat starten:** Druk lang op de bedieningsknop (**#4**). Het apparaat begint automatisch op niveau 1. Er zal één 1 indicatielampje voor het energieniveau (**#3**) branden.


- i** Controleer of de houdbaarheidsdatum van de gel niet is verstrekken.



6. Breng een klein beetje Silk'n Slider-gel aan op het behandeloppervlak (**#1**).

i Silk'n Slider-gel (of andere transparante gel op waterbasis) bevordert de vloeiente beweging van het behandeloppervlak over de huid en zorgt voor geleiding. Zorg voor een veilige en efficiënte behandeling, door altijd eerst Silk'n Slider-gel aan te brengen. Breng zo nodig meer gel aan.

7. Kies voor energieniveau 1 en plaats het apparaat op het gebied dat u wilt behandelen. Zorg dat het apparaat volledig contact maakt met de huid. U ervaart een warm gevoel.
8. Beweeg het apparaat voorzichtig over het gebied dat u wilt behandelen. Ga langzaam en voorzichtig verder. Blijf het apparaat bewegen en zorg dat de 3 elektroden goed in contact blijven met de huid terwijl u het gebied behandelt.
9. Blijf het apparaat constant bewegen en behandel **elk** gebied minimaal 15 minuten.
10. Verhoog het energieniveau geleidelijk. Het gebruik van het hoogste energieniveau levert de beste resultaten op, maar het is belangrijk dat u het energieniveau kiest dat comfortabel is voor het oppervlak dat u behandelt.



- i** U zult de huidtemperatuur voelen toenemen als u het energieniveau verhoogt. Het duurt meestal ongeveer 1-2 minuten voordat het apparaat de gewenste temperatuur bereikt. Tijdens de behandeling zal uw huid een beetje rood worden. Maakt u zich geen zorgen; dit is normaal.
- 11. Experimenteer door het apparaat langzaam te bewegen over het oppervlak dat u behandelt. Als het behandelde oppervlak warm is en u dat onprettig vindt, kunt u het apparaat wat sneller bewegen.
- i** Stop direct wanneer u ongemakken ervaart.
- 12. **Maak het behandelde oppervlak schoon:** Verwijder de achtergebleven gel van de huid en spoel de huid daarna af met lauw water. Droog de huid af met een handdoek en breng een gezichtscrème aan om de huid te kalmeren en bevochtigen.

8. Schoonmaken, onderhouden en opbergen

Maak het apparaat schoon na elk behandeling.

- ⚠ Dompel uw apparaat of onderdelen daarvan nooit onder in water!
- Schakel het apparaat uit en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik absorberend papier (zoals toiletpapier of doekjes) om de gelresten van het behandeloppervlak (**#1**) te vegen. Zorg dat u alle gelresten verwijdert om te voorkomen dat de gel aankookt of het apparaat beschadigt.
- Gebruik een schone vochtige doek om het apparaat te reinigen alsook het **behandeloppervlak (#1)**.
- U mag reinigingsvloeistoffen gebruiken met hoogstens 70% alcohol, maar gebruik nooit aceton of andere schurende vloeistoffen, omdat daardoor uw apparaat wordt beschadigd.
- Veeg het apparaat en het behandeloppervlak (**#1**) ten slotte af met een schone, droge doek.
- Wij raden u aan het apparaat na het reinigen op te bergen in de originele verpakking. Bewaar het apparaat en de gel op een koele en droge plaats.

9. Oplossen van problemen

Probleem	Controle
Het apparaat start niet.	<ul style="list-style-type: none">Netstroom: Controleer of de netstroomadapter (#7) goed op het apparaat en het lichtnet is aangesloten en of dat u de bedieningsknop (#4) lang indrukt.Snoerloos: Controleer of de batterij niet leeg is. Als de batterij leeg is, dient u het apparaat op het lichtnet aan te sluiten om de behandeling te kunnen uitvoeren.
Ik kan geen warmte van het apparaat voelen, ook al heb ik op de bedieningsknop (#4) gedrukt.	De warmte zal alleen worden afgegeven als het behandeloppervlak (#1) volledig contact met de huid maakt en u voor en/of tijdens uw behandeling gel hebt aangebracht.
Eén of meerdere lampjes knipperen voortdurend.	Er is een storing opgetreden in het apparaat. Koppel het apparaat los en start opnieuw.
Het apparaat is gestopt en uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">Lichtnet en snoerloos: Druk lang op de bedieningsknop (#4) om het apparaat opnieuw te starten.Snoerloos: Controleer of de batterij niet leeg is.

NL

Voor problemen of vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice.

10. Klantenservice

Kijk voor meer informatie op onze website, www.silkn.eu. Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand worden gedownload op de website. Neem contact op met de klantenservice van Silk'n om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen en eventuele andere problemen met uw apparaat te melden.

Land	Servicenummer	E-mailadres
België	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrijk	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Duitsland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italië	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanje	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Verenigd Koninkrijk	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Overige landen	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Verbruiksartikelen

U kunt meer Silk'n Slider-gel kopen via onze website: www.silkn.eu.

12. Garantie

Raadpleeg het aparte garantieboekje voor uitgebreide informatie.

- i** De producent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van ongepast of onjuist gebruik.

13. Het product verwijderen

Dit hoofdstuk is van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen voor recyclebare materialen.

- Oude apparaten mogen niet worden afgevoerd via het gewone huishoudelijke afval!
- Wanneer het product op enig moment niet langer kan worden gebruikt, moet het worden weggegooid overeenkomstig de geldende regelgeving in uw land of de stad. Dit garandeert dat oude apparatuur op een professionele manier wordt gerecycled en voorkomt een negatieve gevolgen voor het milieu.
- Voer het product niet af met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal afvalinzamelpunt voor de recycling van elektrische apparaten. Dit voorkomt dat er schadelijke stoffen* vrijkomen in het milieu. Zorg dat het apparaat niet is opgeladen voordat u het verwijdert.

* Producten met de aanduiding Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

14. Specificaties

Modelnr.	H2120/ H2130
Behandeloppervlak	$468 \pm 5 \text{ mm}^2$
Technologie	Home Tightening™
Rood ledlampje (golf lengte; optisch uitgangsvermogen)	$630 \text{ nm} \pm 20 \text{ nm}; 45 \pm 9 \text{ mW/cm}^2$
Infraroodlicht (IR) (golf lengte; optisch uitgangsvermogen)	$850 \text{ nm} \pm 20 \text{ nm}; 57 \pm 11 \text{ mW/cm}^2$
RF-energie (frequentie; maximaal uitgangsvermogen)	$1 \text{ MHz} \pm 30\%$; max. 10 W
Bediening & veiligheid	Warmtestabilisator om oververhitting van de huid te voorkomen
Gewicht	150g
Tijdsduur van minimale opslagtemperatuur tussen sessies tot minimale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten
Tijdsduur van maximale opslagtemperatuur tussen sessies tot maximale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten
Vervoer en opslag tussen gebruik en opslagomstandigheden	Temperatuur: -40 °C tot 70 °C Relatieve luchtvochtigheid: 10% - 90% Atmosferische druk: 500 - 1060 hPa

NL

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: 10 tot 35 °C Relatieve luchtvochtigheid: 30% - 75% Atmosferische druk: 700 - 1060 hPa						
Netstroomadapter							
Fabrikant	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.						
Handelsnummer	064970						
Adres	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, VOLKSREPUBLIEK CHINA						
Model:	KSA24A1200150H(x) (x) – wijst op verschillende stekkers						
Ingangsspanning	100-240 V						
Ingangs frequentie wisselstroom	50/60 Hz						
Uitgangsspanning gelijkspanning	12.0 V						
Uitgangsstroom	1,5 A						
Uitgangsvermogen	18 W						
Gemiddelde actieve efficiëntie	85,5 %						
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	80,2 %						
Stroomverbruik indien onbelast	0,08 W						
Oplaadbare li-ionbatterij	<table border="1"> <tr> <td>Model:</td><td>ICR18650-26H</td></tr> <tr> <td>Nominale spanning</td><td>3,7 Vdc</td></tr> <tr> <td>Nominale capaciteit</td><td>2600 mAh</td></tr> </table>	Model:	ICR18650-26H	Nominale spanning	3,7 Vdc	Nominale capaciteit	2600 mAh
Model:	ICR18650-26H						
Nominale spanning	3,7 Vdc						
Nominale capaciteit	2600 mAh						

15. Juridische kennisgeving

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Home Skinovations Ltd behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschafft door Home Skinovations Ltd wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Home Skinovations Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentieverleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Home Skinovations Ltd dan ook. Niets van dit document mag verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Home Skinovations Ltd heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Silk'n en het Silk'n-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAËL.

Índice

1.	Advertencias	96
2.	Contraindicaciones	99
3.	Características de seguridad.....	101
4.	Signos y símbolos	101
5.	Conozca su dispositivo	102
5.1	Descripción del dispositivo.....	102
5.2	Uso previsto	103
5.3	Contenido del paquete	103
5.4	Partes del dispositivo.....	103
5.5	Controles y ajustes del dispositivo	104
5.6	Cargar la batería	105
6.	Tratamientos	106
6.1	Áreas de tratamiento	106
6.2	Plan de tratamiento	107
6.3	Qué esperar	108
6.4	Posibles efectos secundarios	108
7.	¡Primeros pasos!.....	109
8.	Limpieza, mantenimiento y almacenamiento	112
9.	Resolución de problemas	113
10.	Servicio al cliente	114
11.	Consumibles	114
12.	Garantía	114
13.	Eliminación del producto	115
14.	Especificaciones	116
15.	Aviso legal	118

1. Advertencias



Este dispositivo, incluyendo todas sus piezas, no debe ser usado por las siguientes personas: niños, adultos con capacidades físicas, sensoriales o psicológicas limitadas, aquellos que carezcan de experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo de forma segura, o aquellos que no comprendan los riesgos que implica.

ES

Este dispositivo es potente y debería usarse prestando atención a la seguridad. Antes de usar el dispositivo, lea este manual del usuario por completo, y guárdelo para su uso futuro. Por favor, lea todas las advertencias y precauciones de seguridad y sígalas estrictamente. Le recomendamos que se familiarice de nuevo con las instrucciones antes de cada tratamiento.

Asegúrese de que sus manos estén secas antes de utilizar el dispositivo, tocar el enchufe, o conectar la base de carga a la red eléctrica.

- No coloque o guarde el adaptador de pared donde pueda caerse, o caer en líquido.

- Para recargar la batería, utilice solo el adaptador de pared proporcionada con este dispositivo.
- No utilice el adaptador de pared para si ha caído dentro de un líquido.
- Desconecte el dispositivo del suministro eléctrico tras cargar la batería.
- Mantenga el dispositivo y todas sus piezas y accesorios alejados de superficies calientes.
- Nunca deje el dispositivo sin vigilancia cuando se conecte a la red eléctrica.
- Cuando el aparato se utilice en el baño, desconéctelo tras su uso. La proximidad del agua presenta un peligro incluso si el aparato está apagado.
- Para obtener protección adicional, se aconseja instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) en el circuito eléctrico. El RCD debería tener una corriente operativa residual nominal que no supere los 30mA. Pida asesoramiento a su instalador.
- No intente modificar, abrir ni reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

- No utilice el dispositivo si las piezas o accesorios no han sido suministrados por el fabricante si los accesorios están dañados o no parecen funcionar adecuadamente o si ve o huele humo. En dichos casos, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con nuestro servicio al cliente.
- No limpie ninguna de las piezas en el lavavajillas.
- No deje que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos los niños.
- No deje que los niños jueguen con el embalaje. Pueden hacerse daño con el material de embalaje o ingerir piezas pequeñas y ahogarse.
- Este dispositivo contiene baterías que no son reemplazables.
- No utilice el dispositivo cerca del agua, bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

- Esta unidad ha sido diseñada y probada para cumplir con los requisitos de los estándares de interferencias electromagnéticas, electroestáticas, de radiofrecuencia. Sin embargo, la posibilidad de interferencias electromagnéticas o de otro tipo pueden existir. Reubicar el dispositivo puede ayudar a eliminar las interferencias.

2. Contraindicaciones



No utilice si:

- lleva un marcapasos o un desfibrilador interno o cualquier otro implante eléctrico activo en cualquier parte del cuerpo.
- padece alguna trastorno endocrino mal controlada, como diabetes o trastornos de la tiroides.
- tengan un historial o condición actual de cáncer, o lunares pre-malignos.
- si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia, o si existen zonas con posibles malignidades dermatológicas.
- tiene una enfermedad relacionada con la fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.
- padeczan epilepsia.
- está embarazada o en período de lactancia.
- si existen afecciones cutáneas anormales provocadas por la diabetes u otras enfermedades sistémicas o metabólicas.



No utilizar en zonas donde:

- existe un implante permanente, como placas o tornillos metálicos, implantes de silicona o zonas con toxinas o rellenos inyectados.
- eccema activo, psoriasis, lesiones, heridas abiertas, infecciones abiertas (herpes) o enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).
- piel con traumatismos o lesiones.
- haya tenido una exposición reciente al sol sin protección (espere 1 día); con pieles bronceadas o quemadas por el sol, espere 3 días.
- se haya sometido a una cirugía hasta tres meses antes del tratamiento.
- tatuajes.
- cabello largo o grueso. El uso del dispositivo puede resultar en un ligero hematoma.



Consulte con su médico si tiene:

- hayan usado esteroides en los últimos tres meses antes del tratamiento.
- couperosa o rosácea.
- antecedentes de alguna enfermedad que se vea estimulada por el calor, como el herpes simplex recurrente, en la área de tratamiento. En tal caso, podrá tratarse únicamente si se somete a un tratamiento profiláctico.
- si ha utilizado medicamentos con prescripción médica sobre su piel en los últimos 6 meses.
- cualquier otra condición que, en opinión de su médico o dermatólogo, no sea seguro para el tratamiento.

- un historial de enfermedades de la piel, queloides, cicatrización de heridas anormal o una piel muy seca y frágil.

3. Características de seguridad

El dispositivo protege su piel del sobrecalentamiento.

- **Sensor térmico y estabilizador de calor:** Estos miden la temperatura de la piel, estabilizan la energía térmica y evitan el sobrecalentamiento. Cuando la temperatura de la pie alcanza los 42° C- 43° C, el estabilizador detiene automáticamente la emisión de calor, hasta que la temperatura de la piel descienda lo suficiente como para que dicho estabilizador reanude la emisión de calor.
- **Sensor de movimiento:** El sensor permite al dispositivo emitir calor RF, solo cuando mueva el dispositivo por su piel.

4. Signos y símbolos

	Una declaración o evento que indica un peligro posible o inminente o un problema cuando se utiliza el dispositivo.
	Información importante sobre el uso y mantenimiento del dispositivo.
	Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de las Directivas EU.
	Clase II. El adaptador de pared está protegido contra descargas eléctricas mediante doble aislamiento.
	Polaridad del conector de alimentación c.d.
	Corriente directa del conector de alimentación c.d.

	Advertencia: No utilice el dispositivo cerca del agua, bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
	No deseche el dispositivo con la basura doméstica. Elimínelo de acuerdo con la legislación de su país y ayude a proteger el medio ambiente. Cumple la Directiva WEEE.
	Ion-litio dentro.
	La batería integrada recargable contiene sustancias que pueden contaminar el medioambiente. Sextraiga siempre la batería antes de desecharla en un punto de recogida oficial para pilas y baterías.

ES

- i** Este dispositivo no es adecuado para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables, con aire o con oxígeno u óxido nitroso.

5. Conozca su dispositivo

5.1 Descripción del dispositivo

El dispositivo es un dispositivo de tratamiento anti edad para el rostro que utiliza la tecnología HT™. Esta tecnología combina tres tipos de energía: energía calórica de infrarrojos (IR) que afecta a la capa superior de la piel para una textura mejorada de la piel, la energía de luz LED que llega a la dermis para rejuvenecer y restaurar el colágeno, y energía de frecuencia de radio bipolar (RF bipolar) que penetra profundamente en la grasa subdérmica para conseguir un estiramiento profundo de los tejidos y una reducción de las arrugas.

El dispositivo cuenta con una superficie de tratamiento con tres electrodos y un botón de control con 5 luces indicadoras alrededor. El dispositivo tiene una batería recargable para su uso sin cables, y un adaptador de pared para conectarlo a la red eléctrica.

5.2 Uso previsto

El dispositivo es un dispositivo portátil que se vende sin receta para la reducción temporal de la aparición leve a moderada de arrugas faciales y para el estiramiento de la piel. El dispositivo está destinado al tratamiento personal en casa, y no es adecuado para fines comerciales. No utilice el dispositivo para ningún fin distinto de los descritos en este manual del usuario.

5.3 Contenido del paquete

El contenido del paquete varía según el modelo adquirido.

- Su dispositivo Silk'n
- Adaptador de pared CA/DC
- Silk'n Slider Gel
- Manual del usuario
- Guía rápida
- Folleto de garantía

5.4 Partes del dispositivo

Consulte el diagrama en la página (i) al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada función.

- Superficie de tratamiento (#1)
- Electrodos (#2)
- 4 luces indicadoras del nivel de energía (#3)
- Botón de control (#4)
- Luz indicadora de batería(#5)
- Enchufe adaptador de pared (#6)
- Adaptador de pared con cable (#7)


5.5 Controles y ajustes del dispositivo

Botón	Acción	Función/Modo
 (#4)	Pulsación larga x 1	Inicia el dispositivo. Nivel de energía 1 - 1 luz encendida
	Pulsación corta x 1	Nivel de energía 2 - 2 luces encendidas
	Pulsación corta x 2	Nivel de energía 3 - 3 luces encendidas
	Pulsación corta x 3	Nivel de energía 4 - 4 luces encendidas
	Pulsación corta x 4	Vuelve al nivel 1
	Pulsación larga	Apaga el dispositivo
 (#3)	Muestra el nivel de energía seleccionado.	Hay una luz para cada nivel de energía. El Nivel 1 es el nivel de energía más bajo, y el nivel 4 es el más alto.
 (#5)	Verde - parpadea Verde - constante Naranja - parpadea Naranja - constante	Carga del dispositivo Dispositivo cargado Carga baja en la batería No carga en la batería, modo de tratamiento inactivo

5.6 Cargar la batería

1. Cargue el dispositivo antes del primer uso.
2. Coloque el cable del adaptador de pared (#7) en el dispositivo, conecte el adaptador de pared (#7) al suministro eléctrico. La luz indicadora de batería (#5) parpadeará en verde.
3. Posicione el adaptador de pared (#7) de forma que la toma de corriente pueda desconectarse fácilmente.

i El icono de la batería no cambia de color.



Carga inicial



Horas

Carga regular



Horas

Uso sin cable



Minutos


i Puede usar el dispositivo cuando esté conectado al suministro eléctrico. Tenga en cuenta que la luz indicadora de batería (#5) estará apagada.

ES

6. Tratamientos

6.1 Áreas de tratamiento

Existen 6 áreas de tratamiento en la cara y el cuello.




ES

Área de Tratamiento	Propósito
1. Frente: también entre las cejas	Estirar la piel
2. Mejilla izquierda: incluyendo alrededor y bajo los ojos	Tratar los surcos finos y aumenta el volumen
3. Mejilla derecha: incluyendo alrededor y bajo los ojos	
4. Labio superior: incluido el pliegue nasolabial	Estirar y eliminar las arrugas
5. Barbillia: incluyendo el mentón	Estirar y eliminar las arrugas
6. Cuello	Suavizar la piel

6.2 Plan de tratamiento

- Trate **cada área** por separado durante al menos 15 minutos. Puede tratar tantas áreas como desee en una sesión.
- Para obtener mejores resultados, trate con el nivel de energía más alto que sea cómodo para usted.
- Utilice el dispositivo en dos sesiones semanales durante 10 semanas. Comenzará a ver resultados visibles tres 5 semanas / 10 tratamientos.



Número de tratamientos recomendados

- A partir de entonces, trátese una vez cada 2 semanas para mantener los resultados.

Para una máxima efectividad:

- Asegúrese de que tiene suficiente gel en la superficie de tratamiento (**#1**) en todo momento durante el tratamiento.
- No deje el dispositivo en un mismo punto de la piel. Mantenga un movimiento continuo del dispositivo, cubriendo toda la área de tratamiento. De esta forma evitará sobrecalentar el área de tratamiento y reducirá las posibilidades de que se produzcan efectos adversos.
- Asegúrese de que los 3 electrodos (**#2**) estén siempre en contacto total con la piel.
- Si el nivel de energía es incómodo, redúzcalo a un nivel que sea cómodo para usted.

ES

- Solo debe cambiar los niveles de energía cuando la superficie de tratamiento (#1) **no** esté en contacto con la piel.

6.3 Qué esperar

Durante una sesión del tratamiento, es normal experimentar o notar lo siguiente:

- una sensación de calor.
- cierto enrojecimiento o una ligera inflamación: esto debería desaparecer en unas horas o en un máximo de un día.

6.4 Posibles efectos secundarios

ES

Si sigue las instrucciones completamente y presta atención a todas las advertencias y contraindicaciones, es poco probable que se produzcan complicaciones o efectos secundarios. Sin embargo, todos los aplicaciones cosméticos, inclusive los que están diseñados para uso doméstico, llevan ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que comprenda y acepte los riesgos y complicaciones que pueden surgir.

- El edema (inflamación) y el eritema (enrojecimiento) excesivos son reacciones poco frecuentes al tratamiento, que en la mayoría de casos desaparecen en unos días. Si aparecen estos signos, utilice inmediatamente un paño frío húmedo para enfriar la zona durante al menos 15 minutos y aplique una crema anti quemaduras.
- En casos raros, puede experimentar una dilatación de los capilares superficiales. Esto puede tener como resultado un cierto enrojecimiento durante unos días. Además, algunos capilares pueden presentar manchas rojas que también desaparecerán con el tiempo. Si esto sucede, recomendamos que enfríe la zona con agua fría inmediatamente.


- i** Consulte a su médico si sufre algún síntoma persistente, como dolor, enrojecimiento de la piel, inflamación o sensación de quemazón.
- i** Si se producen efectos secundarios inesperados, como picazón, 48 horas después de su primer tratamiento, consulte con su médico antes de seguir con el tratamiento.

7. ¡Primeros pasos!

1. Asegúrese de que su piel está limpia y seca, y que se ha quitado todas las joyas.
2. Extraiga el dispositivo y el resto de componentes de la caja.
3. Quite la película protectora que cubre los electrodos (**#2**).
4. Decida si desea usar el dispositivo sin cable o a través del suministro eléctrico.
 - **Sin cables:** Compruebe que la batería no está baja antes de iniciar el tratamiento.
 - **Suministro eléctrico:** Coloque el cable adaptador (**#7**) en enchufe del adaptador de pared (**#6**), y conecte a la red eléctrica.
5. **Inicie el dispositivo:** Pulse durante varios segundos el botón de control (**#4**). El dispositivo se inicia automáticamente en el nivel de energía 1, e la luz indicadora del nivel de energía 1 (**#3**) se encenderá.
- i** Compruebe que la fecha de caducidad del gel no ha expirado.
6. Aplique una pequeña cantidad del Silk'n Slider Gel en la superficie de tratamiento (**#1**).



- i** El gel Silk'n Slider Gel (o cualquier otro gel transparente basado en agua) facilita el movimiento suave de la superficie de tratamiento sobre la piel, y permite la conductividad. Para garantizar un tratamiento seguro y eficiente, comience siempre aplicando Silk'n Slider Gel y aplique más gel si es necesario.
7. Usando el nivel de energía 1, coloque el dispositivo en la zona que desea tratar. Asegúrese de que esté en contacto completo con la piel. Notará una leve sensación de calor.
 8. Desplace el dispositivo realizando movimientos suaves, como si diera un masaje, sobre el área objeto de tratamiento. Vaya avanzando lentamente y con cuidado. Siga moviendo el dispositivo asegurando que los tres electrodos permanecen en contacto con la pie a medida que trata la zona.
 9. Con el dispositivo en constante movimiento, trate **cada** zona durante al menos 15 minutos.
 10. Aumente el nivel de energía gradualmente. Si usa el nivel de energía más alto obtendrá mejores resultados, pero es importante que establezca el nivel de energía que sea cómodo para la zona que esté tratando.



- i** Sentirá que la temperatura de la piel aumenta a medida que aumenta el nivel de energía. Normalmente se tarda entre 1 y 2 minutos para que el dispositivo alcance la temperatura deseada. Durante el tratamiento, su piel se enrojecerá un poco. No se preocupe, esto es normal.
- 11. Experimente moviendo el dispositivo lentamente por la zona que está tratando. Si la zona tratada está caliente y se siente incómoda, intente mover el dispositivo un poco más rápido.
- i** Detenga de inmediato el dispositivo si nota alguna molestia.
- 12. **Limpie las zonas tratadas:** Elimine cualquier resto de gel de la piel y enjuague la piel con agua templada. Seque la piel con una toalla y aplique crema facial para calmar e hidratar.

8. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

Limpie el dispositivo después de cada tratamiento.

- ⚠ ¡Nunca sumerja su dispositivo o ninguna de sus partes en agua! 
- Apague el dispositivo y desenchúfelo.
- Utilice papel absorbente (como papel de baño o toallitas) para eliminar los residuos de gel de la superficie de tratamiento (#1). Asegúrese de eliminar todos los residuos de gel para evitar que éste se solidifique o dañe el dispositivo.
- Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el dispositivo y la superficie de Tratamiento (#1). 
- ℹ Puede usar líquidos limpiadores con hasta el 70% de alcohol, pero nunca utilice acetona u otros líquidos abrasivos, porque dañarán el dispositivo.
- Finalmente, seque el dispositivo y la superficie de tratamiento (#1) con un paño limpio y seco. 
- Después de la limpieza, recomendamos que guarde el dispositivo en su caja original. Guarde el dispositivo y el gel en un lugar fresco y seco.

9. Resolución de problemas

Problema	Comprobaciones
El dispositivo no se enciende.	<ul style="list-style-type: none">Suministro eléctrico: Asegúrese de que el adaptador de pared (#7) está conectado adecuadamente al dispositivo y está enchufado a una toma de corriente en la pared, y que ha pulsado el botón de control (#4) durante varios segundos.Sin cables: Asegúrese de que la batería no está baja. Si la batería está baja, conecte el dispositivo al suministro eléctrico para realizar el tratamiento.
No puedo sentir calor del dispositivo aunque pulsé el botón de control (#4).	El calor solo se emitirá cuando la superficie de tratamiento (#1) esté en contacto total con la piel, y haya aplicado gel antes y/o durante su tratamiento.
Una o más luces parpadean continuamente.	El dispositivo ha funcionado incorrectamente. Desenchufe el dispositivo y reinicie.
Eliminación del producto.	<ul style="list-style-type: none">Conectado a la red y sin cable: Pulse durante varios segundos el botón de control (#4) para reiniciar el dispositivo.Sin cables: Asegúrese de que la batería no está baja.

ES

En caso de problemas o consultas, comuníquese con el Servicio al cliente.

10. Servicio al cliente

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.silkn.eu. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en nuestro sitio web. Contacte con el Servicio al Cliente de Silk'n para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo.

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemania	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Países Bajos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
España	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Otros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Consumibles

Puede comprar más Silk'n Slider Gel en nuestro sitio web: www.silkn.eu.

12. Garantía

Consulte el folleto de Garantía del producto para obtener más información.

- i** El fabricante no se hará responsable de ningún daño o lesión causada por el uso inadecuado o incorrecto.

13. Eliminación del producto

Esta sección es aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida independientes para materiales reciclables.

- Los aparatos antiguos no deberían desecharse con la basura doméstica común.
- Si el producto no puede utilizarse en algún momento, deséchelo de acuerdo con las regulaciones en vigor en su ciudad o país. Esto garantiza que los aparatos antiguos se reciclan de forma profesional y también elimina las consecuencias negativas para el medioambiente.
- ¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Esto evita la liberación de sustancias dañinas* al entorno. Asegúrese de que el dispositivo está descargado antes de desecharlo.

* Productos etiquetados con Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

ES

14. Especificaciones

N.º de modelo	H2120/H2130
Área de tratamiento	$468 \pm 5\text{mm}^2$
Tecnología	Home Tightening™
Luz LED roja (longitud de onda; potencia de salida óptica)	630nm \pm 20 nm; 45 \pm 9mW/cm ²
Luz infrarroja (IR) (longitud de onda; potencia de salida óptica)	850nm \pm 20nm; 57 \pm 11 mW/cm ²
Energía RF (frecuencia; potencia de salida máxima)	1 MHz \pm 30%; 10W max
Funcionamiento y seguridad	Estabilizador del calor que evita el sobrecalentamiento de la piel
Peso del conjunto	150 g
Tiempo desde la temperatura mínima de almacenamiento entre usos hasta alcanzar la temperatura mínima de funcionamiento a una temperatura ambiente de 20 °C	30 minutos
Tiempo desde la temperatura mínima de almacenamiento entre usos hasta alcanzar la temperatura mínima de funcionamiento a una temperatura ambiente de 20 °C	30 minutos
Transporte y almacenamiento entre usos y condiciones de almacenamiento	Temperatura: menos 40 a 70 °C Humedad relativa: 10% a 90% Presión atmosférica: 500 a 1060 hPa

Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 10 ° a 35 °C Humedad relativa: 30% a 75% Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa		
Adaptador de pared			
Fabricante	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.		
Número de registro	064970		
Dirección	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, REPÚBLICA POPULAR CHINA		
Modelo	KSA24A1200150H(x) (x) - indica diferentes enchufes de entrada.		
Tensión de entrada	100-240 V		
Frecuencia CA de entrada	50/60 Hz		
Tensión CD de salida	12,0 V		
Corriente de salida	1,5 A		
Potencia de salida	18 W		
Eficiencia activa media	85,5 %		
Eficiencia a carga baja (10 %)	80,2 %		
Consumo energético sin carga	0,08 W		
Batería recargable de ion-litio	Modelo	ICR18650-26H	
	Tensión nominal	3,7Vdc	
	Capacidad nominal	2600mAh	

15. Aviso legal

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Todos los derechos reservados.

Home Skinovations Ltd se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Home Skinovations Ltd se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd. No está permitido reproducir o transmitir ninguna parte del presente documento en forma o medio alguno, ya sea electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa. Home Skinovations Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Índice

1.	Avisos	120
2.	Contraindicações	123
3.	Funcionalidades de segurança	125
4.	Sinais e símbolos.....	125
5.	Conheça o seu dispositivo.....	126
5.1	Descrição do dispositivo	126
5.2	Utilização prevista	127
5.3	Conteúdo da embalagem	127
5.4	Peças do dispositivo.....	127
5.5	Controlos e configurações do dispositivo.....	128
5.6	Carregamento da bateria	129
6.	Tratamentos	130
6.1	Áreas de tratamento	130
6.2	Plano de tratamento	131
6.3	Reações possíveis	132
6.4	Possíveis efeitos colaterais.....	132
7.	Começar a utilizar!	133
8.	Limpeza, manutenção e armazenamento	135
9.	Resolução de problemas	136
10.	Serviço de apoio ao cliente	137
11.	Consumíveis	137
12.	Garantia	137
13.	Eliminação do produto	138
14.	Especificações	139
15.	Aviso legal	141

PT

1. Avisos



Este dispositivo, incluindo todas as suas partes, não deve ser usado pelas seguintes pessoas: crianças, adultos com capacidades físicas, sensoriais ou psicológicas limitadas, pessoas sem experiência ou conhecimento sobre como usar o dispositivo de forma segura ou que não entendem os perigos envolvidos.

Este é um dispositivo potente e, como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção à segurança. Antes da primeira utilização, leia este manual do utilizador na íntegra e guarde-o para utilização futura. Certifique-se de que lê todos os avisos, contra-indicações e precauções de segurança antes de utilizar o dispositivo e siga-os estritamente. Recomendamos que se familiarize com as instruções antes de cada tratamento.

Certifique-se sempre de que as suas mãos estão secas antes de usar o dispositivo, tocar na ficha ou ligar o suporte de carregamento à corrente elétrica.

- Não coloque nem guarde o adaptador de parede em locais onde possam cair ou mergulhar num líquido.

- Para recarregar a bateria, utilize apenas o adaptador de parede fornecido com este dispositivo.
- Não utilize o adaptador de parede caso tenha caído na água.
- Desligue o dispositivo da corrente elétrica depois de carregar a bateria.
- Mantenha o dispositivo, todas as peças de substituição e acessórios afastados de superfícies quentes.
- Nunca deixe o dispositivo sem vigilância quando ligado à corrente elétrica.
- Quando o utilizar na casa de banho, retire a ficha da tomada após a utilização. A proximidade de água constitui um risco mesmo com um dispositivo desligado.
- Para proteção adicional, recomendamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) no circuito elétrico. O RCD deve ter uma corrente residual nominal de funcionamento que não ultrapasse os 30 mA. Aconselhe-se com o seu eletricista.
- Não tente alterar, abrir ou reparar o dispositivo. Poderá expor-se a componentes elétricos perigosos e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.

- Não use se as peças ou acessórios não forem fornecidos pelo fabricante ou se o dispositivo estiver danificado, se parecer não estar a funcionar corretamente ou se vir ou cheirar fumo. Nesses casos, pare de usar o dispositivo e contacte o Serviço de apoio ao cliente.
- Não lave nenhuma peça na máquina de lavar louça.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser feita por crianças.
- As crianças não devem brincar com a embalagem. Podem ferir-se com o material da embalagem ou engolir peças pequenas e sufocar.
- Este dispositivo contém baterias que não são substituíveis.
- Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

- Esta unidade foi concebida e testada para corresponder aos requisitos das normas eletromagnéticas, eletroestáticas e de interferência de radiofrequência. No entanto, a possibilidade de interferência eletromagnética ou outra pode existir. Se mudar o dispositivo de local poderá eliminar a interferência.

2. Contraindicações



Não utilize se:

- tiver um pacemaker ou um desfibrilhador interno ou qualquer outro implante elétrico ativo em qualquer parte do corpo.
- tiver perturbações endócrinas com controlo inadequado, como diabetes e problemas de tiróide.
- tiver uma atual história ou condição de cancro ou verrugas pré-malignas.
- tiver recebido tratamento de rádio ou quimioterapia nos últimos 3 meses ou possui áreas com possíveis malignidades cutâneas.
- tiver uma doença relacionada com fotossensibilidade como porfiria, erupção de luz polimórfica, urticária solar, lúpus, etc.
- sofrer de epilepsia.
- estiver grávida ou a amamentar.
- condições anormais da pele causadas por diabetes ou outras doenças metabólicas sistémicas.

PT



Não utilizar em áreas que tenham:

- um implante permanente, como placas e parafusos de metal, implantes de silicone ou áreas com preenchimentos ou toxinas injetadas.
- pele com eczemas ativos, psoríase, lesões, feridas ou infecções abertas (herpes) ou doenças da pele anormais causadas por doenças metabólicas ou sistémicas (diabetes, por exemplo).
- pele traumatizada ou com feridas.
- estado expostas ao sol recentemente sem proteção (aguarde 1 dia); para pele bronzeada ou com queimaduras solares aguarde 3 dias.
- sido alvo de uma cirurgia até 3 meses antes do tratamento.
- tatuagens.
- pelo comprido ou espesso. A utilização do dispositivo poderá provocar ligeiros hematomas.



Consulte o seu médico se tiver:

- usado esteróides até 3 meses antes do tratamento.
- couperose ou rosácea.
- uma história de doenças estimuladas pelo calor, como o herpes simples recorrente na área de tratamento. Se assim for, pode tratar apenas após um regime profilático.
- aplicado medicamentos na sua pele prescritos pelo médico nos últimos 6 meses.
- qualquer outra doença que, na opinião do seu médico ou dermatologista, poderia ser um fator de perigo se avançasse com o tratamento.
- um historial de doenças de pele, quelóides, cicatrização anormal de feridas, bem como pele muito seca ou frágil.

3. Funcionalidades de segurança

O dispositivo protege a sua pele de um sobreaquecimento.

- **Sensor termal e estabilizador térmico:** medem a temperatura da pele, estabilizam a energia térmica e evitam o sobreaquecimento. Quando a temperatura da pele atingir 42 °C - 43 °C, o estabilizador parará automaticamente de emitir calor, até que a temperatura da pele diminua o suficiente para que o estabilizador retome o aquecimento.
- **Sensor de movimento:** o sensor só irá permitir que o dispositivo emita calor RF quando o estiver a mover pela pele.

4. Sinais e símbolos

PT

	Uma declaração ou evento que indica um perigo ou problema ao usar o dispositivo.
	Informações importantes sobre como usar ou manter o dispositivo.
	Os produtos assinalados com este símbolo cumprem os requisitos das diretivas EU.
	Classe II. O adaptador de parede está protegido contra electrocussão através de um isolamento duplo.
	Polaridade do conector de alimentação CC.
	Corrente contínua do conector de alimentação.
	Aviso: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

	Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico. Elimine de acordo com as leis do seu país e ajude a proteger o ambiente. Em conformidade com a Diretiva REEE.
Li-ion	Contém iões de lítio.
	A bateria recarregável integrada contém substâncias que podem poluir o ambiente. Remova sempre a bateria antes de a eliminar num ponto de recolha oficial para baterias.

- i** Este dispositivo não é adequado para uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar ou com oxigénio ou óxido nitroso.

5. Conheça o seu dispositivo

PT

5.1 Descrição do dispositivo

O dispositivo é um dispositivo de tratamento facial anti-envelhecimento que utiliza a tecnologia HT™. Esta tecnologia combina três tipos de energia: radiação infravermelha (IV) que incide sobre a camada superior da pele para melhorar a sua textura, luz LED que incide sobre a derme para rejuvenescimento e restauração do colagénio e radiofrequência bipolar (RF Bipolar) que penetra profundamente na gordura subdérmica para reafirmar os tecidos profundos e reduzir as rugas.

O dispositivo possui uma superfície de tratamento com 3 elétrodos e um botão de controlo com 5 luzes indicadoras à volta. O dispositivo possui uma bateria recarregável para utilização sem fio, bem como um adaptador de parede para ligar à corrente.

5.2 Utilização prevista

O dispositivo é um dispositivo portátil de venda livre destinado à redução temporária de rugas faciais pouco vincadas a moderadas e à firmeza da pele. O dispositivo destina-se ao autotratamento em casa, e não se adequa a fins comerciais. Não utilizar para qualquer finalidade exceto conforme descrito neste manual do utilizador.

5.3 Conteúdo da embalagem

O pacote varia em conformidade com a opção adquirida.

- O seu dispositivo Silk'n
- Adaptador de parede AC/DC
- Slider Gel Silk'n
- Manual do utilizador
- Guia rápido
- Folheto da garantia

5.4 Peças do dispositivo

Consulte a ilustração na página (i) na parte da frente deste manual para ver a localização de cada funcionalidade.

PT

- Superfície de tratamento (#1)
- Eletródos (#2)
- 4 luzes indicadoras de nível de energia (#3)
- Botão de controlo (#4)
- Luz do indicador da bateria (#5)
- Entrada de adaptador de parede (#6)
- Adaptador de parede com cabo (#7)


5.5 Controlos e configurações do dispositivo

Botão	Ação	Função/modo
 (#4)	Premir continuamente x 1	Liga o dispositivo. Nível de energia 1 - 1 luz acesa
	Premir brevemente x 1	Nível de energia 2 - 2 luzes acesas
	Premir brevemente x 2	Nível de energia 3 - 3 luzes acesas
	Premir brevemente x 3	Nível de energia 4 - 4 luzes acesas
	Premir brevemente x 4	Retrocede para nível 1
	Premir continuamente	Desliga o dispositivo
 (#3)	Apresenta o nível de energia selecionado.	Existe uma luz para cada nível de energia. O nível 1 é o nível de energia mais baixo e o nível 4 é o nível mais alto.
 (#5)	Verde - pisca Verde - constante Laranja - pisca Laranja - constante	Carregamento do dispositivo Dispositivo carregado Carga baixa na bateria Bateria descarregada, modo de tratamento inativo

5.6 Carregamento da bateria

1. Carregue o dispositivo antes da primeira utilização.
2. Coloque o cabo do adaptador de parede (#7) no dispositivo e a seguir ligue o adaptador de parede (#7) à corrente eléctrica. A luz de indicador da bateria (#5) irá piscar a verde.
3. Posicione o adaptador de parede (#7) de forma a retirar facilmente o cabo da tomada.

i O ícone da bateria não muda de cor.



Carregamento inicial



Horas

Carregamento frequente



Horas

Utilização sem fio



Minutos

PT

i Pode utilizar o dispositivo quando está ligado à corrente eléctrica. Tenha em atenção que a luz de indicador da bateria (#5) estará apagada.

6. Tratamentos

6.1 Áreas de tratamento

Existem 6 áreas de tratamento para o rosto e pescoço.



PT

Área de tratamento	Objetivo
1. Testa: incluindo entre as sobrancelhas	Reafirmar a pele
2. Maçã do resto esquerda: incluindo à volta e por baixo dos olhos	Tratar linhas finas e dar volume
3. Maçã do resto direita: incluindo à volta e por baixo dos olhos	
4. Lábio superior: incluindo o sulco nasolabial	Reafirmar e eliminar rugas
5. Queixo: incluindo linha do queixo	Reafirmar e eliminar rugas
6. Pescoço:	Suavizar a pele

6.2 Plano de tratamento

- Trate **cada área** isoladamente durante pelo menos 15 minutos. Pode tratar o maior número de áreas que desejar numa única sessão.
- Para melhores resultados, trate ao nível de energia mais alto que for confortável para si.
- Utilize o dispositivo durante 2 sessões por semana durante 10 semanas. Irá começar a ver resultados visíveis após 5 semanas/10 tratamentos.



Número recomendado de tratamentos

PT

- Trate uma vez a cada 2 semanas depois disso para manter os resultados.

Para obter a máxima eficácia:

- Certifique-se de que possui sempre gel suficiente na superfície de tratamento (**#1**) durante o tratamento.
- Não deixe o dispositivo num único ponto da pele. Continue a mover o dispositivo cobrindo toda a área de tratamento. Isso evitará o sobreaquecimento da área de tratamento e reduzirá a possibilidade de qualquer efeito adverso.
- Certifique-se de que 3 elétrodos (**#2**) estão sempre em contacto com a pele.
- Se o nível de energia for desconfortável, reduza para um nível que seja confortável para si.

- Apenas mude os níveis de energia quando a superfície de tratamento (**#1**) **não** estiver em contacto com a pele.

6.3 Reações possíveis

Durante uma sessão de tratamento é normal experienciar e sentir:

- uma sensação de calor.
- alguma vermelhidão ou ligeiro inchaço: deverá desaparecer dentro de algumas horas, ou até um dia.

6.4 Possíveis efeitos colaterais

Se seguir totalmente as instruções e tiver em atenção todos os avisos e contra-indicações, as complicações e os efeitos secundários são invulgares. Contudo, todos os tratamentos cosméticos, incluindo aqueles idealizados para utilização caseira, contêm algum grau de risco. Como tal, é importante que comprehenda e aceite os riscos e as complicações que podem ocorrer.

- Edema excessivo (inchaço) e eritema (vermelhidão) são reações raras ao tratamento que, na maioria dos casos, desaparecem em poucos dias. Caso estes sinais apareçam, use imediatamente um pano húmido frio para arrefecer a área durante, pelo menos, 15 minutos e aplique um creme antipeimaduras.
- Em casos raros, o utilizador pode experimentar a dilatação dos capilares sanguíneos superficiais. Isso pode resultar numa vermelhidão temporária durante alguns dias. Além disso, alguns dos capilares podem apresentar manchas vermelhas que também reduzem com o tempo. Se estes sinais aparecerem, recomendamos que arrefeça a área com água gelada imediatamente.


- i** Consulte o seu médico se sentir quaisquer sintomas persistentes, incluindo dor, vermelhidão da pele, inchaço ou sensação de queimadura.
- i** Em caso de efeitos secundários inesperados, como comichão, que ocorram num período de 48 horas após o seu primeiro tratamento, procure aconselhamento médico antes de continuar os tratamentos.

7. Começar a utilizar!

1. Antes de começar, certifique-se de que a sua pele está limpa e seca, e de que removeu todas as joias.
2. Remova o dispositivo e outros componentes da caixa.
3. Remova a película protetora que cobre os eletródos (**#2**).
4. Pode utilizar o dispositivo sem fio ou com o cabo.
 - **Sem fio:** verifique se a bateria não está fraca antes de iniciar um tratamento.
 - **Com cabo:** coloque o cabo do adaptador de parede (**#7**) na entrada de adaptador de parede (**#6**), e ligue o cabo à corrente elétrica.
5. **Ligar o dispositivo:** prima continuamente o botão de controlo (**#4**). O dispositivo inicia-se automaticamente no nível de energia 1, e uma luz de indicador do nível de (**#3**) energia irá acender-se.
- i** Verifique se o gel ainda se encontra dentro do prazo de validade.
6. Aplique uma pequena quantidade de Slider Gel Silk'n na superfície de tratamento (**#1**).



- i** O Slider Gel Silk'n (ou outro gel transparente à base de água) facilita o movimento suave da superfície do tratamento sobre a pele e permite a condutividade. Para assegurar um tratamento seguro e eficiente, comece sempre por aplicar o Slider Gel Silk'n e aplicar mais gel, se necessário.
7. No nível de energia 1, coloque o dispositivo na área que pretende tratar. Certifique-se de que está em contacto total com a pele. Irá sentir uma leve sensação de calor.
 8. Mova o dispositivo em movimentos suaves de massagem em toda a área que deseja tratar. Progride devagar e com cuidado. Continue a mover o dispositivo assegurando que os 3 elétrodos permanecem em contacto com a pele enquanto trata a área.
 9. Com o dispositivo constantemente em movimento, trate **cada** área durante pelo menos 15 minutos.
 10. Aumente o nível de energia gradualmente. Ao utilizar o nível de energia mais alto obterá melhores resultados, mas é importante definir o nível de energia mais confortável para a área que está a tratar.



- i** Irá sentir a temperatura da pele aumentar à medida que aumenta o nível de energia. Normalmente, o dispositivo leva cerca de 1-2 minutos a atingir a temperatura necessária. Durante o tratamento, a sua pele ficará um pouco vermelha. Não se preocupe; isto é normal.

11. Tente mover o dispositivo lentamente sobre a área que está a tratar. Se a área tratada estiver quente e sentir-se desconfortável, tente mover o dispositivo um pouco mais depressa.

i Pare imediatamente caso sinta algum desconforto.

12. **Limpar a área tratada:** remova qualquer gel residual da pele e, em seguida, lave a pele com água morna. Seque a pele com uma toalha e aplique um creme facial para suavizá-la e hidratá-la.

8. Limpeza, manutenção e armazenamento

Limpe o dispositivo depois de cada tratamento.



Não mergulhe o dispositivo nem nenhuma das suas peças na água!



PT

- Desligue o dispositivo e retire a ficha da tomada.
- Utilize papel absorvente (como papel higiénico ou lenços) para remover o resíduo de gel da superfície de tratamento (#1). Certifique-se de remover todos os resíduos de gel para evitar que o gel solidifique ou danifique o dispositivo.
- Utilize um pano humedecido limpo para limpar o dispositivo e a superfície de tratamento (#1).
- i** Pode utilizar líquidos de limpeza com até 70% de álcool, mas nunca utilize acetona ou outros líquidos abrasivos, pois irão danificar o seu dispositivo.



- Por fim, limpe o dispositivo e a superfície de tratamento (#1) seque com uma pano seco limpo.
- Após a limpeza, recomendamos que guarde o dispositivo na sua caixa original. Guarde o dispositivo e o gel num local fresco e seco.



9. Resolução de problemas

Problema	Verificações
O dispositivo não inicia.	<ul style="list-style-type: none"> • Com cabo: certifique-se de que o adaptador de parede (#7) está corretamente ligado ao dispositivo, que está ligado à corrente elétrica, e de que prima continuamente o botão de controlo (#4). • Sem fio: certifique-se de que a bateria não está fraca. Se a bateria estiver fraca, ligue o dispositivo à corrente elétrica para efetuar o tratamento.
Não consigo sentir o calor do dispositivo embora tenha premido o botão de controlo (#4).	O calor só será emitido se a superfície de tratamento (#1) estiver em contacto total com a pele, e se tiver aplicado gel antes e/ou durante o tratamento.
Uma ou mais luzes piscam continuamente.	O dispositivo tem defeito. Desligue o dispositivo e reinicie.
O dispositivo deixou de trabalhar e está desligado.	<ul style="list-style-type: none"> • Com ou sem fio: prima continuamente o botão de controlo (#4) para reiniciar o dispositivo. • Sem fio: certifique-se de que a bateria não está fraca.

Para problemas ou questões técnicas, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

10. Serviço de apoio ao cliente

Para mais informações, consulte o nosso website www.silkn.eu. Este manual também está disponível em PDF para download a partir do website. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Silk'n para comunicar um funcionamento inesperado ou qualquer outro problema com o seu dispositivo.

País	Número da assistência técnica	Email
Bélgica	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
França	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemanha	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Itália	+31 (0)180-330 550	servizioclientit@silkn.eu
Países Baixos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espanha	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Outros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

PT

11. Consumíveis

Pode comprar mais Slider Gel Silk'n a partir do nosso website: www.silkn.eu.

12. Garantia

Consulte o folheto de garantia do produto em separado para obter todas as informações.

- i** O fabricante não se responsabiliza por danos físicos ou materiais causados por utilização inadequada ou incorreta.

13. Eliminação do produto

Esta secção diz respeito à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis.

- Os eletrodomésticos antigos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum!
- Se a determinada altura o produto já não estiver em condições de ser utilizado, elimine-o de acordo com os regulamentos em vigor na sua cidade ou país. Desta forma, os eletrodomésticos antigos são reciclados de forma profissional e evitam-se igualmente consequências negativas para o ambiente.
- Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico! A diretiva REEE exige que eliminate este dispositivo elétrico (incluindo todos os acessórios e peças) num ponto de recolha para reciclagem, específico para dispositivos elétricos. Tal evita a libertação de substâncias nocivas* para o ambiente. Certifique-se de que o dispositivo está descarregado antes de ser eliminado.

* Produtos etiquetados com Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

14. Especificações

Modelo nº.	H2120/H2130
Área de tratamento	$468 \pm 5\text{mm}^2$
Tecnologia	Home Tightening™
Luz LED vermelha (comprimento de onda; potência de saída ótica)	$630\text{nm} \pm 20\text{ nm}$; $45 \pm 9\text{mW/cm}^2$
Luz infravermelha (IV) (comprimento de onda; potência de saída ótica)	$850\text{nm} \pm 20\text{nm}$; $57 \pm 11\text{ mW/cm}^2$
Energia RF (frequência; potência de saída máxima)	$1\text{ MHz} \pm 30\%$; 10W máx.
Funcionamento e Segurança	Estabilizador térmico para impedir sobreaquecimento da pele
Sistema de peso	150g
Período a partir da temperatura de armazenamento mínima entre utilizações a temperatura de funcionamento mínima com temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Período a partir da temperatura de armazenamento máxima entre utilizações a temperatura de funcionamento máxima com temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Transporte e conservação entre utilizações e condições de conservação	Temperatura: -40 - 70 °C Humidade relativa: 10% - 90% Pressão atmosférica: 500 - 1060 hPa

PT

Condições de funcionamento	Temperatura: 10 até 35°C Humididade relativa: 30% - 75% Pressão atmosférica: 700 - 1060 hPa						
Adaptador de parede							
Fabricante	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.						
Número de registo comercial	064970						
Morada	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA						
Modelo	KSA24A1200150H(x) (x) – diz respeito a entradas diferentes						
Tensão de entrada	100-240 V						
Frequência de CA - entrada	50/60 Hz						
Tensão CC - saída	12.0 V						
Corrente de saída	1,5 A						
Potência de saída	18 W						
Eficácia média no estado ativo	85,5 %						
Eficácia com pouca bateria (10%)	80,2 %						
Consumo de energia sem carga	0,08 W						
Bateria recarregável de iões de lítio	<table border="1"> <tr> <td>Modelo</td><td>ICR18650-26H</td></tr> <tr> <td>Tensão nominal</td><td>3.7Vdc</td></tr> <tr> <td>Capacidade nominal</td><td>2600mAh</td></tr> </table>	Modelo	ICR18650-26H	Tensão nominal	3.7Vdc	Capacidade nominal	2600mAh
Modelo	ICR18650-26H						
Tensão nominal	3.7Vdc						
Capacidade nominal	2600mAh						

PT

15. Aviso legal

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Todos os direitos reservados.

A Home Skinovations Ltd reserva-se o direito a efetuar alterações aos seus produtos ou especificações para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a comercialização. Acredita-se que as informações fornecidas pela Home Skinovations Ltd sejam exatas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou não segundo sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, eletrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização expressa por escrito da Home Skinovations Ltd. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. A Home Skinovations Ltd possui patentes e aplicações de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá direito a qualquer licença destas patentes, direitos comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme o expressamente declarado em qualquer acordo por escrito por parte da Home Skinovations Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Silk'n e o logótipo Silk'n são marcas registadas da Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

PT

Πίνακας περιεχομένων

1.	Προειδοποιήσεις.....	143
2.	Αντενδείξεις	147
3.	Χαρακτηριστικά ασφαλείας.....	149
4.	Σήματα και σύμβολα.....	149
5.	Γνωριμία με τη συσκευή	151
5.1	Περιγραφή συσκευής.....	151
5.2	Προοριζόμενη χρήση	151
5.3	Περιεχόμενο συσκευασίας.....	152
5.4	Μέρη της συσκευής.....	152
5.5	Στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής.....	153
5.6	Φόρτιση μπαταρίας	154
6.	Θεραπείες	155
6.1	Περιοχές θεραπείας.....	155
6.2	Πρόγραμμα θεραπείας	156
6.3	Τι να αναμένετε	157
6.4	Πιθανές παρενέργειες.....	157
7.	Έναρξη χρήσης!	158
8.	Καθαρισμός, συντήρηση και αποθήκευση.....	161
9.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	162
10.	Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	163
11.	Αναλώσιμα.....	163
12.	Εγγύηση	163
13.	Απόρριψη προϊόντος.....	164
14.	Προδιαγραφές.....	165
15.	Νομική σημείωση.....	167

1. Προειδοποιήσεις



Αυτή η συσκευή καθώς και όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνει δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα εξής άτομα: ανηλίκους, ενηλίκους με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής ή άτομα που δεν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Αυτή είναι μια ισχυρή ηλεκτρική συσκευή και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλειά σας. Πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις προειδοποιήσεις, τις αντενδείξεις και τις προφυλάξεις ασφαλείας και τηρήστε τις αυστηρά. Σας συνιστούμε να εξοικειώνεστε ξανά με τις οδηγίες πριν από κάθε θεραπεία.

GR

Φροντίστε να είναι τα χέρια σας στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αγγίξτε το βύσμα ή συνδέστε τη βάση φόρτισης στην τροφοδοσία ρεύματος.

- Μην τοποθετείτε και μη φυλάσσετε τον επιτοίχιο φορτιστή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να βυθιστεί μέσα σε οποιοδήποτε υγρό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον επιτοίχιο φορτιστή που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή για να επαναφορτίσετε την μπαταρία.
- Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τον επιτοίχιο φορτιστή σε περίπτωση που πέσει μέσα σε υγρό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος μετά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Προστατεύστε τη συσκευή καθώς και όλα τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμά της από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όταν είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ρεύματος.
- Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά τη χρήση. Η τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε νερό ενέχει κινδύνους, ακόμα και αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD). Το ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα της συσκευής RCD δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 mA. Ζητήστε τη συμβουλή του υπευθύνου εγκατάστασης.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν ανήκουν στον κατασκευαστή, όπως ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, εάν η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά ή εάν δείτε ή μυρίσετε καπνό στη διάρκεια της χρήσης της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.

- GR
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.
 - Επίσης, τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευασία. Το υλικό συσκευασίας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς, ενώ τα μικρά εξαρτήματα ενέχουν τον κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης.
 - Αυτή η συσκευή περιέχει μη αντικαθιστώμενες μπαταρίες.
 - Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό, μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλους περιέκτες με νερό.
 - Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί και έχει υποβληθεί σε δοκιμές, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των ηλεκτρομαγνητικών, ηλεκτροστατικών και ραδιοσυχνοτήτων παρεμβολών. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η πιθανότητα ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων παρεμβολών. Για να εξαλείψετε τις παρεμβολές, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε διαφορετική θέση.

2. Αντενδείξεις

⚠ **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν:**

- έχετε βηματοδότη ή εμφυτεύσιμο απινιδωτή ή άλλο ενεργό ηλεκτρικό εμφύτευμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος,
- πάσχετε από μη ελεγχόμενες ενδοκρινολογικές διαταραχές, όπως διαβήτης και ασθένειες του θυρεοειδούς.
- έχετε πρόσφατο ιστορικό καρκίνου, προκακοήθεις σπίλους ή πάσχετε από καρκίνο.
- έχετε υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία μέσα στους 3 τελευταίους μήνες ή έχετε περιοχές του δέρματος με πιθανές κακοήθειες.
- πάσχετε από κάποια ασθένεια που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, όπως πορφυρία, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, ηλιακή κνίδωση, λύκο κ.λπ.
- πάσχετε από επιληψία.
- είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- έχετε ανώμαλες δερματικές καταστάσεις που προκαλούνται από διαβήτη, συστημικές ή άλλες μεταβολικές παθήσεις.

⚠ **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία που έχουν:**

- μόνιμο εμφύτευμα, όπως μεταλλικές πλάκες και βίδες, εμφυτεύματα σιλικόνης ή περιοχές με ενέσιμα προσθετικά υλικά ή τοξίνες.
- ενεργό έκζεμα, ψωρίαση, αλλοιώσεις, ανοιχτές πληγές ή λοιμώξεις (επιχείλιος έρπητας) ή ανώμαλες δερματικές καταστάσεις που έχουν προκληθεί από συστημικές ή μεταβολικές παθήσεις (π.χ. διαβήτης).
- τραύματα ή εκχυμώσεις.

GR

- εκτεθεί στον ήλιο χωρίς αντηλιακή προστασία (περιμένετε 1 ημέρα). Για μαυρισμένο ή ήλιοκαμένο δέρμα, περιμένετε 3 ημέρες.
- υποβληθεί σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση κατά τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη θεραπεία.
- τατουάζ.
- μακριές ή μεγάλου πάχους τρίχες. Μετά τη χρήση της συσκευής ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες ή πιας μορφής στο δέρμα.

⚠ Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε:

- χρησιμοποιήσει στεροειδή τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη θεραπεία.
- σμηγματορροϊκή δερματίτιδα ή ροδόχρου ακμή.
- ιστορικό ασθενειών που σχετίζονται με τη θερμότητα, όπως επαναλαμβανόμενα επεισόδια απλού έρπη, στην περιοχή θεραπείας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να πραγματοποιείτε θεραπεία μόνο εφόσον ακολουθείτε προληπτική αγωγή.
- χρησιμοποιήσει φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή γιατρού στο δέρμα σας μέσα στους τελευταίους 6 μήνες.
- οποιαδήποτε άλλη πάθηση η οποία, κατά την κρίση του γιατρού ή του δερματολόγου σας, θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας σε περίπτωση χρήσης της συσκευής.
- ιστορικό δερματικών διαταραχών, χηλοειδών, μη φυσιολογικής επούλωσης πληγών ή έχετε πολύ ξηρό ή εύθραυστο δέρμα.

3. Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Η συσκευή αποτρέπει την υπερθέρμανση του δέρματος.

- **Θερμικός αισθητήρας και σταθεροποιητής θερμότητας:** Αυτά τα εξαρτήματα υπολογίζουν τη θερμοκρασία του δέρματος, εξισορροπούν τη θερμική ενέργεια και αποτρέπουν την υπερθέρμανση. Όταν η θερμοκρασία του δέρματος πλησιάσει τους 42°C - 43°C, ο σταθεροποιητής διακόπτει αυτόμata την εκπομπή θερμότητας. Μόλις η θερμοκρασία του δέρματος μειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, ο σταθεροποιητής ενεργοποιεί ξανά την εκπομπή θερμότητας.
- **Αισθητήρας κίνησης:** Ο αισθητήρας επιτρέπει στη συσκευή να εκπέμπει θερμική ακτινοβολία RF μόνο όταν μετακινείτε τη συσκευή επάνω στην επιφάνεια του δέρματος.

4. Σήματα και σύμβολα

GR

	Μια δήλωση ή ένα συμβάν που υποδεικνύει έναν πιθανό ή επικείμενο κίνδυνο ή πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής.
	Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ή τη συντήρηση της συσκευής.
	Τα προϊόντα που είναι σημασμένα με αυτό το σύμβολο πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ε.Ε.
	Τάξη II. Ο επιτοίχιος προσαρμογέας προστατεύεται έναντι ηλεκτροπληξίας μέσω διπλής μόνωσης.
	Πολικότητα ηλεκτρικού βύσματος DC.
	Συνεχές ρεύμα ηλεκτρικού βύσματος DC.

	Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό, μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλους περιέκτες με νερό.
	Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
	Περιλαμβάνεται εσωτερική μπαταρία λιθίου.
	Η ενσωματωμένη και επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιέχει ουσίες που μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον. Αφαιρέστε την μπαταρία και φροντίστε να την απορρίψετε σε ένα επίσημο σημείο συλλογής μπαταριών.

- i** Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μίγματος με αέρα ή με οξυγόνο ή οξείδιο του αζώτου.

5. Γνωριμία με τη συσκευή

5.1 Περιγραφή συσκευής

Αυτή είναι μια συσκευή αντιγηραντικής θεραπείας του προσώπου που χρησιμοποιεί τεχνολογία HT™. Αυτή η τεχνολογία συνδυάζει τρία είδη ενέργειας: Ενεργειακή θερμότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) που δρα στην ανώτερη στιβάδα του δέρματος βελτιώνοντας την υφή του, φωτεινή ενέργεια LED που διεισδύει στο χόριο (δεύτερη στιβάδα του δέρματος) για αναζωογόνηση και αποκατάσταση των επιπέδων κολλαγόνου και ενέργεια διπολικών ραδιοσυχνοτήτων υπέρυθρης ακτινοβολίας (διπολικών ραδιοσυχνοτήτων RF) που διεισδύει βαθιά στο υποδερμικό λίπος εξασφαλίζοντας βαθιά σύσφιξη των ιστών και μείωση των ρυτίδων.

Η συσκευή διαθέτει μια επιφάνεια θεραπείας με 3 ηλεκτρόδια και ένα κουμπί ελέγχου που περιβάλλεται από 5 ενδεικτικές λυχνίες. Η συσκευή διαθέτει επίσης επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ασύρματη χρήση καθώς και επιτοίχιο φορτιστή για σύνδεση με την τροφοδοσία ρεύματος.

GR

5.2 Προοριζόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή και προορίζεται για την προσωρινή μείωση της όψης των λεπτών έως μέτριων ρυτίδων του προσώπου και τη σύσφιξη του δέρματος. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για αυτοθεραπεία στο σπίτι και δεν ενδείκνυται για εμπορικούς σκοπούς. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη.

5.3 Περιεχόμενο συσκευασίας

Το περιεχόμενο της συσκευασίας διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.

- Η συσκευή σας Silk'n
- Επιτοίχιος φορτιστής AC/DC
- Silk'n Slider Gel
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Συνοπτικός οδηγός
- Φυλλάδιο εγγύησης προϊόντος

5.4 Μέρη της συσκευής

Ανατρέξτε στο διάγραμμα της σελίδας (i) στην αρχή αυτού του εγχειριδίου, για να δείτε τη θέση κάθε στοιχείου.

- Επιφάνεια θεραπείας (**#1**)
- Ηλεκτρόδια (**#2**)
- 4 ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας (**#3**)
- Κουμπί ελέγχου (**#4**)
- Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας (**#5**)
- Υποδοχή επιτοίχιου φορτιστή (**#6**)
- Προσαρμογέας με καλώδιο (**#7**)


5.5 Στοιχεία ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής

Κουμπί	Ενέργεια	Λειτουργία / Κατάσταση
 (#4)	Πατήστε παρατεταμένα 1 φορά	Η συσκευή ενεργοποιείται. Επίπεδο ενέργειας 1 - 1 λυχνία αναμμένη
	Πατήστε σύντομα 1 φορές	Επίπεδο ενέργειας 2 - 2 λυχνίες αναμμένες
	Πατήστε σύντομα 2 φορές	Επίπεδο ενέργειας 3 - 3 λυχνίες αναμμένες
	Πατήστε σύντομα 3 φορές	Επίπεδο ενέργειας 4 - 4 λυχνίες αναμμένες
	Πατήστε σύντομα 4 φορές	Επιστροφή στο επίπεδο 1
	Πατήστε παρατεταμένα	Η συσκευή απενεργοποιείται
Ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου ενέργειας (#3) 	Υποδεικνύει το επιλεγμένο επίπεδο ενέργειας.	Κάθε λυχνία αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο ενέργειας. Το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας, ενώ το επίπεδο 4 είναι το υψηλότερο επίπεδο.
Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας (#5) 	Πράσινη (αναβοσβήνει)	Φόρτιση συσκευής
	Πράσινη (σταθερά αναμμένη)	Η συσκευή είναι φορτισμένη Χαμηλή ισχύς μπαταρίας
	Πορτοκαλί (αναβοσβήνει)	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.
	Πορτοκαλί (σταθερά αναμμένη)	Η λειτουργία θεραπείας είναι ανενεργή.

GR

5.6 Φόρτιση μπαταρίας

- Φορτίστε τη συσκευή πριν την πρώτη χρήση.
 - Τοποθετήστε το καλώδιο του επιτοίχιου φορτιστή (#7) στη συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε τον επιτοίχιο φορτιστή (#7) στην τροφοδοσία ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας (#5) θα αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα.
 - Τοποθετήστε κατάλληλα τον επιτοίχιο φορτιστή (#7) για να αποσυνδέσετε εύκολα το καλώδιο ρεύματος.
- i** Το εικονίδιο της μπαταρίας δεν αλλάζει χρώμα.



Αρχική φόρτιση



Ωρες

Κανονική φόρτιση



Ωρες

Ασύρματη χρήση



Λεπτά

- i** Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Να θυμάστε ότι η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας (#5) θα είναι σβηστή.

6. Θεραπείες

6.1 Περιοχές θεραπείας

Υπάρχουν 6 περιοχές θεραπείας στο πρόσωπο και στον λαιμό.



GR

Περιοχή θεραπείας	Σκοπός
1. Μέτωπο: συμπεριλαμβανομένης της περιοχής ανάμεσα στα φρύδια	Σύσφιξη του δέρματος
2. Αριστερό μάγουλο: συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω και κάτω από το μάτι	Λείανση των λεπτών γραμμών και ενίσχυση του όγκου
3. Δεξιό μάγουλο: συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω και κάτω από το μάτι	
4. Επάνω χείλος: συμπεριλαμβανομένης της ρινοχειλικής πτυχής	Σύσφιξη δέρματος και εξαφάνιση των ρυτίδων
5. Πηγούνι: και γραμμή της σιαγόνας	Σύσφιξη δέρματος και εξαφάνιση των ρυτίδων
6. Λαιμός	Λείανση του δέρματος

6.2 Πρόγραμμα Θεραπείας

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή **σε κάθε περιοχή** ξεχωριστά για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε όσες περιοχές θέλετε στη διάρκεια μίας συνεδρίας.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, επιλέξτε το υψηλότερο επίπεδο ενέργειας με το οποίο αισθάνεστε άνετα.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για 2 συνεδρίες εβδομαδιαίως και για διάστημα 10 εβδομάδων. Θα αρχίσετε να βλέπετε ορατά αποτελέσματα μετά από 5 εβδομάδες / 10 θεραπείες.



Συνιστώμενος αριθμός θεραπειών

- Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 2 εβδομάδες ακόμα, ώστε να διατηρήσετε τα αποτελέσματα.

Για μέγιστη αποτελεσματικότητα:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα γέλης στην επιφάνεια θεραπείας (**#1**) σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε ένα μόνο σημείο του δέρματος. Φροντίστε να μετακινείτε τη συσκευή καλύπτοντας όλη την περιοχή θεραπείας. Έτσι θα αποφύγετε την υπερθέρμανση της περιοχής θεραπείας, περιορίζοντας την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών.
- Βεβαιωθείτε ότι τα 3 ηλεκτρόδια (**#2**) εφάπτονται πλήρως και πάντα επάνω στο δέρμα.

- Αν αισθάνεστε δυσφορία με το επιλεγμένο επίπεδο ενέργειας, μειώστε τη ρύθμιση στο επίπεδο με το οποίο αισθάνεστε άνετα.
- Φροντίστε να αλλάζετε επίπεδα ενέργειας μόνο όταν η επιφάνεια θεραπείας (#1) **δεν** βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.

6.3 Τι να αναμένετε

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας θεραπείας είναι φυσιολογικό να βιώσετε ή να νιώσετε:

- αίσθηση θερμότητας.
- ελαφρύ ερύθημα ή οίδημα του δέρματος, που συνήθως υποχωρεί μετά από μερικές ώρες ή την επόμενη ημέρα.

6.4 Πιθανές παρενέργειες

Αν ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και δώσετε προσοχή σε όλες τις προειδοποίησεις και αντενδείξεις, οι επιπλοκές και οι παρενέργειες δεν είναι συχνές. Ωστόσο, κάθε θεραπεία αισθητικής φύσης, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, ενέχουν κάποιο βαθμό κινδύνου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.

- Το υπερβολικό οίδημα (πρήξιμο) και το ερύθημα (κοκκίνισμα) είναι σπάνιες αντιδράσεις στη θεραπεία, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν μετά από λίγες ημέρες. Σε περίπτωση εμφάνισης αυτών των ενοχλήσεων, δροσίστε την προσβεβλημένη περιοχή με ένα νωπό πανί για 15 λεπτά και εφαρμόστε μια κρέμα για εγκαύματα.

- Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να παρουσιαστεί διαστολή των επιφανειακών αιμοφόρων αγγείων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα προσωρινό κοκκίνισμα του δέρματος για μερικές ημέρες. Επίσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν κόκκινες κηλίδες σε ορισμένα αιμοφόρα αγγεία, οι οποίες θα υποχωρήσουν σύντομα. Αν παρουσιάσετε αυτές τις ενοχλήσεις, σας συστήνουμε να δροσίσετε αμέσως την περιοχή με κρύο νερό.
- i** Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σε περίπτωση επίμονων συμπτωμάτων, όπως πόνος, ερυθρότητα του δέρματος, οίδημα ή αίσθημα καύσου.
- i** Αν παρουσιάσετε μη αναμενόμενες παρενέργειες, όπως φαγούρα, 48 ώρες μετά από την πρώτη θεραπεία σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια πριν συνεχίσετε ξανά τη θεραπεία.

7. Έναρξη χρήσης!

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιδερμίδα σας είναι καθαρή και στεγνή και ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν κοσμήματα.
2. Βγάλτε τη συσκευή και τα υπόλοιπα περιεχόμενα από τη συσκευασία.
3. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη που καλύπτει τα ηλεκτρόδια (**#2**).
4. Αποφασίστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ασύρματα ή να τη συνδέσετε στην τροφοδοσία ρεύματος.
- **Ασύρματη χρήση:** Ελέγξτε ότι η ισχύς της μπαταρίας δεν είναι χαμηλή πριν να ξεκινήσετε μια θεραπεία.
 - **Τροφοδοσία ρεύματος:** Τοποθετήστε το καλώδιο του επιτοίχιου φορτιστή (**#7**) στην υποδοχή του επιτοίχιου φορτιστή (**#6**) και συνδέστε τον φορτιστή στην τροφοδοσία ρεύματος.



5. **Ενεργοποιήστε τη συσκευή:** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου (#4). Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα στο επίπεδο ενέργειας 1 και ανάβει η ενδεικτική λυχνία του επιπέδου ενέργειας 1 (#3).

i Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της γέλης για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παρέλθει.

6. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα του Silk'n Slider Gel στην επιφάνεια θεραπείας (#1).

i Το Silk'n Slider Gel (ή οποιαδήποτε άλλη διαφανής γέλη με βάση το νερό) διευκολύνει την ομαλή κίνηση της επιφάνειας θεραπείας επάνω στο δέρμα και ενεργοποιεί την αγωγιμότητα. Για ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία, φροντίστε να ξεκινάτε τη διαδικασία εφαρμόζοντας πάντα το Silk'n Slider Gel και προσθέστε επιπλέον ποσότητα του προϊόντος στη διάρκεια της θεραπείας, αν χρειάζεται.


7. Χρησιμοποιώντας το επίπεδο ενέργειας 1, τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή περιοχή θεραπείας. Βεβαιωθείτε ότι εφάπτεται πλήρως επάνω στο δέρμα. Θα νιώσετε μια ελαφριά αίσθηση θερμότητας.

8. Μετακινήστε απαλά τη συσκευή κάνοντας μασάζ στην περιοχή της θεραπείας. Συνεχίστε αργά και προσεκτικά. Εξακολουθήστε να μετακινείτε τη συσκευή φροντίζοντας ώστε τα 3 ηλεκτρόδια να παραμένουν σταθερά τοποθετημένα επάνω στο δέρμα της περιοχής θεραπείας.

9. Μετακινείτε διαρκώς τη συσκευή και χρησιμοποιήστε τη σε **κάθε** περιοχή θεραπείας για τουλάχιστον 15 λεπτά.

GR

10. Αυξήστε σταδιακά το επίπεδο ενέργειας. Η χρήση του υψηλότερου επιπέδου ενέργειας εξασφαλίζει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, ωστόσο είναι σημαντικό να επιλέξετε το επίπεδο ενέργειας με το οποίο αισθάνεστε άνετα στην περιοχή θεραπείας.



- i** Καθώς αυξάνετε το επίπεδο ενέργειας, θα αυξάνεται η θερμοκρασία του δέρματος. Συνήθως χρειάζονται περίπου 1-2 λεπτά για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας της συσκευής. Στη διάρκεια της θεραπείας, το δέρμα θα εμφανίζει ένα ελαφρύ κοκκίνισμα. Μην ανησυχείτε, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
11. Πειραματιστείτε μετακινώντας τη συσκευή αργά στην περιοχή θεραπείας. Αν η περιοχή θεραπείας έχει θερμανθεί και δεν αισθάνεστε άνετα, προσπαθήστε να μετακινήσετε τη συσκευή λίγο πιο γρήγορα.
- i** Σε περίπτωση που αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
12. **Καθαρίστε την περιοχή θεραπείας:** Απομακρύνετε οποιαδήποτε υπολείμματα της γέλης από το δέρμα σας και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Στεγνώστε το δέρμα με μια πετσέτα και εφαρμόστε μια κρέμα προσώπου για να καταπραΰνετε και να ενυδατώσετε την περιοχή.

8. Καθαρισμός, συντήρηση και αποθήκευση

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε θεραπεία.

- ⚠ Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή κάποιο από τα εξαρτήματά της σε νερό.

- ◉ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε την.
- ◉ Χρησιμοποιώντας ένα απορροφητικό χαρτί (όπως μαντηλάκια ή χαρτί υγείας), καθαρίστε τα υπολείμματα της γέλης από την επιφάνεια θεραπείας (#1). Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει όλα τα υπολείμματα της γέλης προκειμένου να αποφύγετε την στερεοποίηση της ουσίας ή την πρόκληση ζημιών στη συσκευή.
- ◉ Καθαρίστε τη συσκευή και την επιφάνεια θεραπείας (#1) με ένα νωπό πανί.
- ℹ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε καθαριστικά υγρά με περιεκτικότητα έως 70% σε οινόπνευμα, ωστόσο αποφύγετε τη χρήση ακετόνης ή άλλων λειαντικών υγρών που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας.

GR
- ◉ Τέλος, σκουπίστε τη συσκευή και την επιφάνεια θεραπείας (#1) με ένα καθαρό και στεγνό πανί.

- ◉ Μετά τον καθαρισμό, συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία της. Φυλάξτε τη συσκευή και τη γέλη σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος.

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Έλεγχοι
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	<ul style="list-style-type: none"> Τροφοδοσία ρεύματος: Βεβαιωθείτε ότι ο επιτοίχιος φορτιστής (#7) έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή, είναι συνδεδεμένος στην τροφοδοσία ρεύματος και έχετε πατήσει παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου (#4). Ασύρματη χρήση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη. Αν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος για να ξεκινήσετε τη θεραπεία.
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμότητα παρόλο που έχω πατήσει το κουμπί ελέγχου (#4).	Η συσκευή εκπέμπει θερμότητα μόνο όταν η επιφάνεια θεραπείας (#1) εφάπτεται πλήρως στο δέρμα και έχετε τοποθετήσει γέλη στο δέρμα πριν από τη θεραπεία ή κατά τη διάρκειά της.
Μία ή περισσότερες λυχνίες αναβοσβήνουν συνεχώς.	Έχει προκύψει δυσλειτουργία της συσκευής. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κάντε επανεκκίνηση.
Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί και είναι απενεργοποιημένη.	<ul style="list-style-type: none"> Τροφοδοσία ρεύματος και ασύρματη χρήση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου (#4) για επανεκκίνηση της συσκευής. Ασύρματη χρήση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη.

Για προβλήματα ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

10. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.silkn.eu. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης σε PDF από τον ιστότοπό μας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία, περιστατικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη συσκευή σας.

Χώρα	Τηλεφωνικός αριθμός σέρβις	Email
Βέλγιο	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Γαλλία	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Γερμανία	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Ιταλία	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Ολλανδία	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Ισπανία	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Ηνωμένο Βασίλειο	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Άλλες χώρες	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

GR

11. Αναλώσιμα

Μπορείτε να αγοράσετε το Silk'n Slider Gel από τον ιστότοπό μας: www.silkn.eu.

12. Εγγύηση

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο εγγύησης προϊόντος.

- i** Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται λόγω ακατάληλης ή εσφαλμένης χρήσης της συσκευής.

13. Απόρριψη προϊόντος

Αυτή η ενότητα ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ζεχωριστά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

- Μην απορρίπτετε παλιές συσκευές με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα!
- Αν το προϊόν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν στην πόλη ή στον νομό σας. Αυτό διασφαλίζει ότι οι παλιές συσκευές ανακυκλώνονται με επαγγελματικό τρόπο και εξαλείφει επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.
- Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό αποτρέπει την απελευθέρωση βλαβερών ουσιών* στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποφορτισμένη, πριν την απορρίψετε.

* Προϊόντα που φέρουν ετικέτα με τα εξής συστατικά: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος.

14. Προδιαγραφές

Αρ. μοντέλου.	H2120/H2130
Περιοχή θεραπείας	$468 \pm 5\text{mm}^2$
Τεχνολογία	Home Tightening™
Κόκκινη λυχνία LED (μήκος κύματος, ισχύς οπτικής εξόδου)	$630\text{nm} \pm 20\text{ nm}$; $45 \pm 9\text{mW/cm}^2$
Υπέρυθρο φως (IR) (μήκος κύματος, ισχύς οπτικής εξόδου)	$850\text{nm} \pm 20\text{nm}$; $57 \pm 11\text{ mW/cm}^2$
Ενέργεια RF (συχνότητα, μέγιστη ισχύς εξόδου)	$1\text{ MHz} \pm 30\%$, μέγ. 10 W
Λειτουργία και ασφάλεια	Σταθεροποιητής θερμότητας που αποτρέπει την υπερθέρμανση του δέρματος
Βάρος συστήματος	150 g
Χρόνος από την ελάχιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C	30 λεπτά
Χρόνος από τη μέγιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C	30 λεπτά
Μεταφορά και αποθήκευση μεταξύ των χρήσεων και συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: μείον 40 έως 70°C Σχετική υγρασία: $10\% - 90\%$ Ατμοσφαιρική πίεση: $500 - 1060 [\text{hPa}]$

GR

Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 - 35 °C Σχετική υγρασία: 30% - 75% Ατμοσφαιρική πίεση: 700 - 1060 [hPa]	
Επιτοίχιος φορτιστής	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
Κατασκευαστής	064970	
Αρ. μητρώου	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, KINA	
Διεύθυνση		
Μοντέλο	KSA24A1200150H(x) (x) – υποδεικνύει διαφορετικά βύσματα εισόδου	
Τάση εισόδου	100-240 V	
Συχνότητα AC εισόδου	50/60 Hz	
Τάση DC εξόδου	12,0 V	
Ρεύμα εξόδου	1,5 A	
Ισχύς εξόδου	18 W	
Μέση ενεργός απόδοση	85,5 %	
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	80,2 %	
Κατανάλωση ισχύος άνευ φορτίου	0,08 W	
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου	Μοντέλο	ICR18650-26H
	Ονομαστική τάση	3,7 Vdc
	Ονομαστική χωρητικότητα	2600 mAh

15. Νομική σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα 2021 © Home Skinovations Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η Home Skinovations Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοιδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Home Skinovations Ltd κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το Silk'n και το λογότυπο Silk'n αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ΙΣΡΑΗΛ.

GR

İçindekiler Tablosu

1.	Uyarılar	169
2.	Kontrendikasyonlar	172
3.	Güvenlik özellikleri	174
4.	İşaretler ve semboller	174
5.	Cihazınızı tanıyın	175
5.1	Cihazın tanımı	175
5.2	Kullanım amacı	176
5.3	Paket içerikleri	176
5.4	Cihazın parçaları	176
5.5	Cihaz kontrolleri ve ayarları	177
5.6	Bataryanın şarj edilmesi	178
6.	Uygulamalar	179
6.1	Uygulama bölgeleri	179
6.2	Uygulama planı	180
6.3	Beklenmesi gerekenler	181
6.4	Olası yan etkiler	181
7.	Başlayın!	182
8.	Temizlik, bakım ve saklama	184
9.	Sorun giderme	185
10.	Müşteri hizmetleri	186
11.	Sarf malzemeleri	186
12.	Garanti	186
13.	Ürün bertarafı	187
14.	Teknik özellikler	188
15.	Yasal uyarı	190

1. Uyarılar



Tüm parçaları dahil olmak üzere bu cihaz şu kişiler tarafından kullanılmamalıdır: çocuklar, fiziksel, duyusal veya psikolojik kapasiteleri sınırlı olan yetişkinler, cihazın güvenli biçimde kullanımıyla ilgili yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmayan veya mevcut tehlikeleri anlamayan kişiler.

Bu güçlü bir cihazdır ve güvenliğe özel dikkat gösterilerek kullanılmalıdır. İlk kullanımdan önce, bu kullanım kılavuzunu tamamen okuyun ve gelecekte kullanmak için saklayın. Uyarılar, kontrendikasyonlar ve güvenlik önlemleriyle ilgili tüm talimatlar mutlaka okunmalı ve bu talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. Her uygulamadan önce talimatları yeniden incelemeniz tavsiye edilir.

TR

Cihazı çalıştırmadan, fişe dokunmadan veya şarj yuvasını elektrik kaynağına bağlamadan önce mutlaka ellerinizin kuru olduğundan emin olun.

- Priz adaptörünü düşebileceği ya da sıvı içine girebileceği bir yere yerleştirmeyin veya böyle yererde saklamayın.

- Bataryayı şarj etmek için, sadece bu cihazla birlikte temin edilen priz adaptörünü kullanın.
- Sıvıya düşmüş priz adaptörünü kullanmayın.
- Bataryayı şarj ettikten sonra cihazı elektrik kaynağından ayırın.
- Cihazı, tüm parçalarını ve aksesuarlarını sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı hiçbir zaman elektrik kaynağına bağlıken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz banyoda kullanıldığından, kullanımdan sonra fışını çekin. Cihaz kapalı olduğunda bile suya yakın olması risk oluşturur.
- Ek koruma için, elektrik devresine bir artık akım rölesi (RCD) takılması önerilir. RCD'nin nominal artık çalışma akımının 30mA'yi geçmemesi gereklidir. Öneri için tesisatçınıza başvurun.
- Cihazın içini açmaya, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsınız. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

- Bu üzere üretici tarafından temin edilmeyen parça veya aksesuarları kullanmayın veya cihaz hasarlıysa, düzgün çalışmadığı görülüyorsa veya duman görüyorsanız veya kokusu alıyorsanız cihazı kullanmayın. Bu tip durumlarda, cihazı kullanmayı bırakın ve Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun.
- Parçaların hiçbirini bulaşık makinesinde temizlemeyin.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Temizleme veya kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukların ambalaj ile oynamasına izin verilmemelidir. Çocuklar ambalaj malzemesiyle kendine zarar verebilir veya küçük parçaları yutup boğulabilirler.
- Cihaz, değiştirilemeyen bataryalar içerir.
- Bu cihazı küvet, duş, lavabo ve su ihtiyaç eden diğer kapların yakınında kullanmayın.
- Bu ünite, elektromanyetik, elektrostatik ve radyo frekans interferans standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve tasarladığı test edilmiştir. Buna karşın, elektromanyetik veya diğer interferans olasılığı yine de mevcut olabilir. Cihazın yerinin değiştirilmesi, interferansı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

2. Kontrendikasyonlar



Şu durumlarda kullanmayın:

- kalp pili veya dâhili defibrilatör kullanıyorsanız veya vücudunuzda başka bir aktif elektrikli implant varsa.
- diyabet ve tiroid rahatsızlıklarını gibi yetersiz kontrol edilen endokrin bozukluklarınız varsa.
- geçmişte veya şu anda kanser rahatsızlığı veya kanser öncesi vücut lekeleri olan kişiler.
- son 3 ay içinde işin tedavisi veya kemoterapi tedavisi gördüğseniz veya potansiyel cilt malignitelerinin olduğu bölgelere sahipseniz.
- porfiria, polimorfik ışık eripsiyonu, solar ürtiker, lupus vb. fotosensitiviteyle ilişkili bir hastalığınız varsa.
- epilepsi rahatsızlığınız varsa.
- hamileyseniz veya emziriyorsanız.
- diyabet, sistemik veya diğer metabolik hastalıklardan kaynaklanan anormal cilt rahatsızlıkları.



Şu durumların mevcut olduğu bölgelerde uygulamayın:

- metal plakalar ve vidalar, silikon implantlar gibi kalıcı implantları olan veya dolgu ya da toksin enjekte edilmiş vücut bölgeleri olan kişiler.
- aktif egzama, sedef hastalığı, lezyon, açık yaralar, açık enfeksiyon (uçuk), sistemik veya metabolik hastalıkların (örneğin diyabet) neden olduğu anormal cilt durumları olan kişiler.
- travma geçirmiş veya yaralanmış cilt.

- yakın zamanda koruma olmadan güneşe maruz kalma (1 gün bekleyin); bronzlaşmış veya güneş yanığı olan cilt için, 3 gün bekleyin.
- uygulamadan önceki 3 ay içerisinde herhangi bir ameliyat yapılmış olması.
- dövmeler.
- uzun veya kalın saç. Cihazın kullanım hafif morarmaya neden olabilir.

⚠ Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuza danışın:

- uygulamadan önceki 3 ay içerisinde steroidler kullanan kişiler.
- kuperoz veya rozasea rahatsızlığı olanlar.
- uygulama bölgesinde yinelenen herpes simplex gibi ısiyla tetiklenen hastalık olan kişiler. Bu durumda, sadece bir koruyucu bir rejim uygulayarak uygulama yapabilirsiniz.
- son 6 ay içinde cildinize doktor reçete edilmiş bir ilaç uyguladıysanız.
- doktorunuzun veya dermatoloji uzmanınızın görüşüne göre bu uygulamanın size uygulanmasını güvensiz hale getirebilecek başka herhangi bir durum.
- cilt bozuklukları geçmişi, keloid, anormal yara iyileşmesi ve ayrıca çok kuru veya hassas cilt.

3. Güvenlik özellikleri

Cihaz cildinizi aşırı ısınmaya karşı korur.

- **İsı sensörü ve ısı dengeleyici:** Bunlar cildin sıcaklığını ölçer, ısı enerjisini dengeler ve aşırı ısınmayı engeller. Cildin sıcaklığı 42°C - 43°C'ye ulaştığında, cilt sıcaklığı dengeleyicinin ısınmaya devam edebileceğinin bir derecede düşene kadar dengeleyici otomatik olarak ısı yaymayı durdurur.
- **Hareket sensörü:** Sensör, yalnızca siz cihazı cildiniz üzerinde hareket ettirirken cihazın RF ısısı çıkarmasını sağlar.

4. İşaretler ve semboller

	Cihaz kullanılırken olası veya yaklaşan bir tehlikeyi ya da sorunu bildiren bir ifade veya olay.
	Cihazın kullanımı veya bakımıyla ilgili önemli bilgiler.
	Bu simbolü taşıyan ürünler CE Direktiflerinin koşullarını yerine getirir.
	Sınıf II Priz adaptörü, çift yalıtımla elektrik çarpmasına karşı korunmaktadır.
	DC güç konektörünün polaritesi.
	DC güç konektörünün doğru akımı.
	Uyarı: Bu cihazı küvet, duş, lavabo ve su ihtiiva eden diğer kapların yakınında kullanmayın.

	Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ülkenizde geçerli kanunlara uygun biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak çevrenin korunmasına katkıda bulunun. WEEE Direktifine uyarınca.
Li-ion	Lityum-iyon batarya içerir.

- i** Bu cihaz, tutuşabilir anestezi maddelerinin hava veya Oksijenle ya da Diazot Monoksit ile karışımı durumunda kullanıma uygun değildir.

5. Cihazınızı tanıyın

5.1 Cihazın tanımı

Cihaz HT™ teknolojisinden yararlanan bir yaşlanma karşıtı yüz uygulama cihazıdır. Bu teknoloji üç enerji ürünü bir araya getirir: Cilt dokusunu iyileştirmek için cildin üst katmanını etkileyen kızılıötesi (IR) Isı Enerjisi, gençleştirme ve kolajen restorasyonu için dermisin içine ulaşan LED İlk Enerjisi ve derin dokuların sıklaştırılması ve kırışıkların azaltılması için deri alt yağ kütlesine derinlemesine nüfuz eden Bi-Polar Radyo Frekans (Bi-Polar RF) Enerjisi.

TR

Cihazda 3 elektrotun yer aldığı bir uygulama yüzeyi ve çevresinde 5 adet gösterge ışıklarının yer aldığı bir kontrol düğmesi bulunur. Cihaz, kablosuz kullanım için bir şarj edilebilir bataryaya ve elektrik kaynağına bağlantı için bir priz adaptörüne sahiptir.

5.2 Kullanım amacı

Cihaz, yüzdeki hafif ila orta dereceli kırışıkların görünümünün geçici olarak azaltılması ve cildin sıkıştırılması için tasarlanmış, reçetesiz satılan bir el tipi cihazdır. Cihaz evde kendi kendine uygulama için olup ticari amaçlarla kullanıma uygun değildir. Bu kullanım kılavuzunda açıklanan amaçlar dışında başka bir amaçla kullanmayın.

5.3 Paket içerikleri

Paket içerikleri satın alınan seçeneğe göre değişir.

- Silk'n cihazınız
- AC/ DC priz adaptörü
- Silk'n Slider Gel
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı kılavuz
- Garanti kitabı

5.4 Cihazın parçaları

Cihazdaki özelliklerin yerleri için bu kullanım kılavuzunun başında sayfa (i)'deki çizime bakınız.

- Uygulama yüzeyi (#1)
- Elektrot (#2)
- 4 Enerji seviyesi gösterge ışığı (#3)
- Kontrol düğmesi (#4)
- Batarya gösterge ışığı (#5)
- Priz adaptör soketi (#6)
- Kablolu priz adaptörü (#7)

5.5 Cihaz kontrolleri ve ayarları


Düğme	İşlem	Fonksiyon / Mod
 (#4)	1 kez uzun süreli basma	Cihazı başlatır. Enerji seviyesi 1 - 1 ışık açık
	1 kez kısa süreli basma	Enerji seviyesi 2 - 2 ışık açık
	2 kez kısa süreli basma	Enerji seviyesi 3 - 3 ışık açık
	3 kez kısa süreli basma	Enerji seviyesi 4 - 4 ışık açık
	4 kez kısa süreli basma	1. seviyeye geri döner
	Uzun süreli basma	Cihazı kapatır
 (#3)	Seçilen enerji seviyesini gösterir.	Her enerji seviyesi için bir ışık vardır. 1. Seviye en düşük ve 4. seviye en yüksek enerji seviyesidir.
 (#5)	Yeşil - yanıp söner	Cihazın şarj edilmesi
	Yeşil - sabit	Cihaz şarj edildi
	Turuncu - yanıp söner	Bataryada şarj zayıf
	Turuncu - sabit	Bataryanın şarjı bitmiştir; uygulama modu aktif değildir.

TR

5.6 Bataryanın şarj edilmesi

1. İlk kullanımından önce cihazı şarj edin.
2. Priz adaptörü kablosunu (#7) cihaza takın ve ardından priz adaptörünü (#7) elektrik kaynağına bağlayın. Batarya gösterge ışığı (#5) yeşil yanıp sönecektir.
3. Priz adaptörünü (#7) elektrik fışını kolayca çıkacak şekilde konumlandırın.

i Batarya simgesi renk değiştirmez.



İlk
şarj



Saat

Olağan
şarj



Saat

Kablosuz
kullanım




Dakika

i Cihazı, elektrik kaynağına bağlıken kullanabilirsiniz. Batarya gösterge ışığının (#5) sönük olacağına dikkat ediniz.

6. Uygulamalar

6.1 Uygulama bölgeleri

Yüz ve boyun için 6 uygulama bölgesi vardır.




Uygulama bölgesi	Amaç
1. Alın: Kaşların arası dahil	Cildi sıkılaştırma
2. Sol yanak: Göz çevresi ve altı dahil	İnce çizgilere uygulama yapma ve hacim oluşturma
3. Sağ yanak: Göz çevresi ve altı dahil	İnce çizgilere uygulama yapma ve hacim oluşturma
4. Burun-dudak: Kat yeri dahil üst dudak	Sıkılaştırma ve kırışıkları giderme
5. Çene: Alt çene hattı dahil	Sıkılaştırma ve kırışıkları giderme
6. Boyun	Cildi pürüzsüzleştirme

TR

6.2 Uygulama planı

- **Her bölgeye** en az 15 dakika uygulama yapın. Bir oturumda istediğiniz kadar çok bölgeye uygulama yapabilirsiniz.
- En iyi sonuçlar için, sizin için konforlu olan en yüksek enerji seviyesinde uygulama yapın.
- Cihazı 10 hafta boyunca haftada 2 oturum kullanın. Görünür sonuçları 5 hafta / 10 uygulama sonra görmeye başlayacaksınız.



Tavsiye edilen tedavi sayısı

- Bundan sonra, sonuçları muhafaza etmek için 2 haftada bir uygulayınız.

Maksimum etki için:

- Uygulama sırasında sürekli olarak uygulama yüzeyinde (#1) yeterli jel olduğundan emin olun.
- Cihazı cildin bir noktasında bırakmayın. Cihazı hareket ettirmeye devam ederek tüm uygulama bölgesini kapsayın. Bu şekilde uygulama bölgesinin aşırı ısınması önlenir ve herhangi bir olumsuz etki olasılığı azaltılır.
- 3 elektrotun (#2) her zaman cilt ile tam temas halinde olduğundan emin olun.
- Enerji seviyesi rahatsız ediciyse, sizin için konforlu olan bir seviyeye indirin.
- Enerji seviyelerini sadece uygulama yüzeyi (#1) cilt ile temas halinde **olmadığında** değiştirin.

6.3 Beklenmesi gerekenler

Bir uygulama seansı sırasında aşağıdakiler normaldir:

- Sıcaklık hissi
- Bir miktar kızarıklık veya hafif şişlik: Bu durum birkaç saat veya en fazla bir gün içinde geçecektir.

6.4 Olası yan etkiler

Talimatlara tam olarak uyularak tüm uyarılara ve kontrendikasyonlara dikkat edilmesi halinde yan etki ve komplikasyon nadir görülür. Ancak evde kullanılmak üzere tasarlananlar da dahil olmak üzere, tüm kozmetik uygulamalarda belirli bir risk düzeyi söz konusudur. Bu nedenle, ortaya çıkabilecek komplikasyonları ve riskleri anlamanız ve kabul etmeniz önemlidir.

- Aşırı ödem (şişlik) ve eritem (kızarıklık) uygulamaya karşı nadiren oluşan reaksiyonlar olup çoğu durumda birkaç gün içinde geçer. Bu belirtilerin görülmESİ durumunda, hemen ilgili bölgeyi serinletmek üzere en az 15 dakika süreyle nemli soğuk bir bez kullanımın ve yanık kremi sürün.
 - Nadir durumlarda, kullanıcı yüzeysel kılcal damarlarda genişleme yaşayabilir. Bu durum birkaç gün geçici kızarıklığa neden olabilir. Ayrıca, bazı kılcallar zamanla azalacak kırmızı benekler oluşturabilir. Bu belirtilerin görülmESİ durumunda, bölgeyi hemen suyla serinletmenizi öneririz.
- i** Ağrı, ciltte kızarıklık, şişlik veya yanma hissi gibi herhangi bir kalıcı belirti yaşamınız durumunda doktorunuza başvurun.
- i** İlk uygulamanızdan sonraki 48 saat içinde kaşıntı gibi beklenmeyen yan etkiler meydana gelirse, uygulamalara devam etmeden önce tıbbi yardım alın.


7. Başlayın!

1. Cildinizin temiz ve kuru olduğundan ve tüm takılarınızı çıkardığınızdan emin olun.
 2. Cihazı ve diğer parçaları kutudan çıkartın.
 3. Elektrotları (#2) kaplayan koruyucu filmi çıkarın.
 4. Cihazı kablosuz olarak mı yoksa elektrik kaynağı üzerinden mi kullanacağınızı karar verin.
 - **Kablosuz:** Bir uygulamaya başlamadan önce bataryanın zayıf olmadığını kontrol edin.
 - **Elektrik kaynağı:** Priz adaptör kablosunu (#7) priz adaptörü soketine (#6) takın ve elektrik kaynağına bağlayın.
 5. **Cihazı başlatın:** Kontrol düğmesine (#4) bir kez uzun basın. Cihaz enerji seviyesi 1'de otomatik olarak başlar ve 1 enerji seviyesi gösterge ışığı (#3) yanar.
- i** Jelin son kullanma tarihinin geçmediğini kontrol edin.
6. Uygulama yüzeyine (#1) ince bir tabaka halinde Silk'n Slider Gel sürüün.

i Silk'n Slider Gel (veya diğer bir su bazlı şeffaf jel) uygulama yüzeyinin cilt üzerinde pürüzsüzce hareket etmesini kolaylaştırır ve iletkenlik sağlar. Güvenli ve verimli uygulama sağlamak için, mutlaka Silk'n Slider Gel uygulayarak başlayın ve gerekirse daha fazla jel uygulayın.

 7. Enerji seviyesi 1'i kullanarak cihazı uygulama yapmak istediğiniz bölgeye yerleştirin. Cihazın cilt ile tam temas halinde olduğundan emin olun. Hafif bir ısı hissedeceksiniz.

8. Cihazı uygulama yapmak istediğiniz bölge boyunca masaj benzeri hareketlerle ilerletin. Yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Cihazı hareket ettirmeye devam ederek siz bölgeye uygulama yaparken 3 elektrotun cilt ile tam temas halinde olmasını sağlayın.
9. Cihaz sürekli hareket halinde olacak şekilde, **her** bölgeye en az 15 dakika uygulama yapın.
10. Enerji seviyesini aşamalı olarak artırın. En yüksek enerji seviyesinin kullanılması en iyi sonuçları sağlayacaktır, ancak uygulama yaptığınız bölge için konforlu olan enerji seviyesini ayarlamamanız önemlidir.



i Enerji seviyesini artırdıkça cilt sıcaklığının arttığını hissedeceksiniz. Cihazın gereken sıcaklığa ulaşması genelde yaklaşık 1-2 dakika sürer. Uygulama sırasında, cildiniz biraz kızaracaktır. Endişelenmeyin, bu normaldir.

11. Cihazı, uygulama yaptığınız bölge boyunca yavaşça gezdirerek test edin. Uygulama yapılan bölge sıcak ise ve rahatsız hissederseniz, cihazı biraz daha hızlı hareket ettirmeyi deneyin.

i Rahatsızlık hissederseniz hemen durun.

12. **Uygulama yapılan bölgeyi temizleyin:** Cildinizdeki artık jeli giderin ve ardından cildinizi ılık suyla durulayın. Cildi bir havluyla kurulayın ve yumuşatıp nemlendirmek için bir yüz kremini sürün.

8. Temizlik, bakım ve saklama

Her uygulamadan sonra cihazı temizleyin.

-  Cihazınızı veya hiçbir parçasını kesinlikle suya sokmayın.

- Cihazı kapalı konuma getirin, ardından prizden çekin.
- Uygulama yüzeyindeki (#1) jel kalıntılarını gidermek için emici kağıt (tuvalet kağıdı veya mendil) kullanın. Jelin sertleşmesini veya cihaza zarar vermesini önlemek için tüm jel kalıntılarını giderdiğinizden emin olun.
- Cihazı ve uygulama yüzeyini (#1) temizlemek için temiz nemli bir bez kullanın.

- i** %70'e kadar alkol içeren sıvı temizlik ürünleri kullanabilirsiniz, ama kesinlikle aseton veya diğer aşındırıcı sıvılar kullanılmamalıdır, çünkü bunlar cihazınıza zarar verecektir.

- Son olarak, cihazı ve uygulama yüzeyini (#1) temiz kuru bir bezler silip kurulayın.

- Cihazınızı temizledikten sonra orijinal kutusunda saklamınız önerilir. Cihazı ve jeli serin, kuru bir yerde saklayın.

9. Sorun giderme

Sorun	Kontroller
Cihaz çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Elektrik kaynağı: Priz adaptörünün (#7) cihaza düzgün bir şekilde bağlı olduğundan, bir elektrik kaynağına takılı olduğundan ve kontrol düğmesine (#4) uzun süreli bastığınızdan emin olun.Kablosuz: Cihaz bataryasının zayıf olmadığını kontrol edin. Batarya zayıf ise, uygulamayı yapmak için cihazı bir elektrik kaynağına bağlayın.
Kontrol düğmesine (#4) bastığım halde cihazdan hiç ısı hissetmiyorum.	Isının yayılması için uygulama yüzeyinin (#1) mutlaka cilt ile tam temas halinde olması ve uygulama öncesi ve/veya sırasında yeterli miktarda jel sürümüş olmanız gereklidir.
Bir veya birden fazla ışık sürekli yanıp söñüyor.	Cihaz arızalı. Cihazın fışını çekin ve yeniden başlatın.
Cihaz çalışmayı bırakmış ve kapalı konuma gelmiştir.	<ul style="list-style-type: none">Elektrik ve kablosuz: Cihazı yeniden başlatmak için kontrol düğmesine (#4) uzun süreli basın.Kablosuz: Cihaz bataryasının zayıf olmadığını kontrol edin.

Soru ve sorunlarınızı için, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişim kurun.

TR

10. Müşteri hizmetleri

Daha fazla bilgi için, www.silkn.eu web sitemize göz atın. Bu kılavuzu web siteden PDF olarak da indirebilirsiniz. Beklenmeyen çalışma durumları veya olaylar ya da cihazınızla ilgili tüm diğer sorunlar için Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
İtalya	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
İspanya	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customercareuk@silkneu
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Sarf malzemeleri

İlave Silk'n Slider Geli web sitemizden satın alabilirsiniz: www.silkn.eu.

12. Garanti

Tüm bilgiler için lütfen ayrı Ürün Garanti kitabığına başvurun.

- i** Üretici, uygunsuz veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

13. Ürün bertarafı

Bu bölüm Avrupa Birliğinde ve geri dönüştürülebilir malzemeler için ayrı toplama sistemlerinin bulunduğu diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.

- Eski cihazlar evsel atıklarla birlikte atılamaz!
 - Zaman içinde bir noktada ürünün artık kullanılamaz hale gelmesi durumunda, şehrinizde veya ülkenizde yürürlükte olan düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin. Bu şekilde, eski cihazların profesyonel şekilde geri dönüştürülmesi ve çevre açısından olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması sağlanır.
 - Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! WEEE direktifi uyarınca, bu elektrikli cihazı (tüm aksesuar ve parçalarıyla birlikte) elektrikli cihazlar için belirlenmiş bir geri dönüşüm toplama noktasına göndermeniz gerekmektedir. Bu, zararlı maddelerin* çevreye salınmasını engeller. Bertaraf öncesinde cihazın şarzsız durumda olduğundan emin olun.
- * Cd = kadmiyum, Hg = cıva, Pb = kurşun şeklinde etiketli ürünler.

TR

14. Teknik özellikler

Model no.	H2120/H2130
Uygulama bölgesi	$468 \pm 5\text{mm}^2$
Teknoloji	Home Tightening™
Kırmızı LED ışığı (dalga boyu; optik çıktı gücü)	$630\text{nm} \pm 20\text{ nm}$; $45 \pm 9\text{mW/cm}^2$
Kızılıtesi (IR) Işık (dalga boyu; optik çıktı gücü)	$850\text{nm} \pm 20\text{nm}$; $57 \pm 11\text{ mW/cm}^2$
RF Enerji (frekans; maksimum çıkış gücü)	$1\text{ MHz} \pm \%30$; 10W maks
Çalıştırma ve güvenlik	Cildin ısınmasını engelleyen ısı dengeleyici
Sistem ağırlığı	150g
Kullanımlar arasındaki minimum saklama sıcaklığından 20°C ortam sıcaklığı ile minimum çalışma sıcaklığına gelene kadar gereken süre	30 dakika
Kullanımlar arasındaki maksimum saklama sıcaklığından 20°C ortam sıcaklığı ile maksimum çalışma sıcaklığına gelene kadar gereken süre	30 dakika
Kullanımlar arasında taşıma ve saklama ve saklama koşulları	Sıcaklık: eksi 40 ila $70\text{ }^\circ\text{C}$ Bağlı nem: %10 - %90 Atmosfer basıncı: 500 - 1060 [hPa]
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 ila $35\text{ }^\circ\text{C}$ Bağlı nem: 30% - 75% Atmosfer basıncı: 700 - 1060 [hPa]

Priz adaptörü		
Üretici	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
Sicil No	064970	
Adres	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, ÇİN HALK CUMHURİYETİ	
Model	KSA24A1200150H(x) (x) – farklı giriş fişlerini ifade eder.	
Giriş voltajı	100-240 V	
Giriş AC frekansı	50/60 Hz	
Çıkış DC voltajı	12,0 V	
Çıkış akımı	1,5 A	
Çıkış gücü	18 W	
Ortalama etkin verimlilik	% 85,5	
Düşük yükse verimlilik (% 10)	% 80,2	
Yük olmadan güç tüketimi	0,08 W	
Şarj Edilebilir Li-on batarya	Model	ICR18650-26H
	Nominal voltaj	3,7Vdc
	Anma kapasitesi	2600mAh

TR

15. Yasal uyarı

Telif Hakkı 2021 © Home Skinovations Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.

Home Skinovations Ltd performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Home Skinovations Ltd tarafından verilen bilgilerin yayılmasına sırasında doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak Home Skinovations Ltd bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Home Skinovation Ltd'ye ait herhangi bir patent ya da patent hakkına ilişkin dolaylı olarak veya başka şekillerde herhangi bir lisans verilmemektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü, Home Skinovations Ltd'in açık yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. Home Skinovations Ltd'nin bu belgenin konuları ile ilgili patentleri, inceleme süreci devam etmekte olan patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları ve başka fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu belgenin tarafınıza verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları bakımından Home Skinovations Ltd ile yapılan yazılı bir anlaşma kapsamında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir lisans sahibi yapmaz. Teknik bilgiler önceden bildirilmeksızın değiştirilebilir. Silk'n ve Silk'n logosu Tavor Building, Shaar Yokneam P. O. Box 533, Yokneam 2069206, İSRAİL adresindeki Home Skinovations Ltd şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Indice

1.	Avvertenze	192
2.	Controindicazioni	195
3.	Dispositivi di sicurezza	197
4.	Segni e simboli	197
5.	Informazioni sul dispositivo	198
5.1	Descrizione del dispositivo	198
5.2	Uso previsto	199
5.3	Contenuto della confezione.....	199
5.4	Parti del dispositivo.....	199
5.5	Comandi e impostazioni del dispositivo	200
5.6	Ricarica della batteria	201
6.	Trattamenti.....	202
6.1	Aree di trattamento	202
6.2	Piano di trattamento	203
6.3	Che cosa aspettarsi?	204
6.4	Potenziali effetti collaterali	204
7.	Per iniziare!.....	205
8.	Pulizia, manutenzione e conservazione	208
9.	Risoluzione dei problemi	209
10.	Servizio di assistenza clienti	210
11.	Consumabili.....	210
12.	Garanzia	210
13.	Smaltimento del prodotto	211
14.	Caratteristiche tecniche	212
15.	Note legali	214

IT

1. Avvertenze



Il dispositivo, incluse tutte le sue parti, non deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: bambini, adulti con capacità fisiche, sensoriali o psicologiche limitate, adulti privi di esperienza o conoscenza sull'utilizzo in sicurezza del prodotto, o coloro che non comprendono i rischi implicati.

Questo dispositivo è potente e va usato con particolare attenzione alla sicurezza. Prima del primo utilizzo leggere completamente il presente manuale per l'utente e conservarlo per l'utilizzo futuro. Pertanto, leggere ogni avvertenza, controindicazione e precauzione di sicurezza, e seguirla scrupolosamente. Raccomandiamo all'utente di familiarizzare nuovamente con le istruzioni d'uso prima di ogni trattamento.

IT

Assicurarsi sempre di avere le mani asciutte prima di utilizzare il dispositivo, toccare la spina di corrente o collegare la base di ricarica all'alimentazione di rete.

- Non posizionare né conservare il l'adattatore a muro in un luogo da cui possano cadere a terra o essere immersi in un liquido.

- Per ricaricare la batteria utilizzare solamente l'adattatore a muro fornita col dispositivo.
- Non usare l'adattatore a muro nel caso in cui sia caduto in un liquido.
- Collegare il dispositivo dall'alimentazione di rete dopo aver ricaricato la batteria.
- Tenere il dispositivo, tutti i componenti e gli accessori lontani da superfici riscaldate.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando è collegato all'alimentazione di rete.
- Quando il dispositivo viene usato in bagno, scollarlo dopo l'uso. La vicinanza all'acqua costituisce un rischio anche quando il dispositivo è spento.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un interruttore differenziale della corrente residua (RCD) nel circuito elettrico. L'RCD deve avere una differenziale residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere consiglio al proprio installatore.
- Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici. Inoltre, così facendo si invaliderebbe la garanzia.

- Non utilizzare se i componenti o gli accessori non sono forniti dal produttore se sono danneggiati in qualsiasi modo, non sembrano funzionare correttamente, oppure se si vede o sente fumo. In questi casi, interrompere l'uso del dispositivo e rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- Nessun componente del dispositivo è adatto al lavaggio in lavastoviglie.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. I bambini non possono pulire né manutenere il dispositivo.
- I bambini non devono giocare con l'imballaggio. perché potrebbero ferirsi con il materiale o ingoiarne piccole parti e soffocare.
- Questo dispositivo contiene batterie non sostituibili.
- Non usare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

- Questa unità è stata progettata e testata per soddisfare i requisiti delle norme sull'interferenza elettromagnetica, elettrostatica e a radiofrequenza. Tuttavia, sussiste ancora la possibilità di interferenze elettromagnetiche o di altro tipo. Il riposizionamento del dispositivo può contribuire a eliminare le interferenze.

2. Controindicazioni



Non utilizzare in caso di:

- pacemaker o defibrillatore o qualsiasi altro impianto elettrico attivo in qualsiasi parte del corpo.
- presenza di disturbi endocrini mal controllati, come diabete e patologie tiroidee.
- storia o attuale condizione di cancro, o nei pre-maligni.
- trattamenti radioterapici o chemioterapici ricevuti negli ultimi 3 mesi, oppure aree cutanee con neoplasie potenzialmente maligne.
- malattie collegate a fotosensibilità, come porfiria, eruzione polimorfa alla luce, orticaria solare, lupus, ecc.
- epilessia.
- gravidanza o allattamento al seno.
- condizioni cutanee anormali causate da diabete oppure da altre malattie sistemiche o metaboliche.



Non utilizzare su aree che presentano:

- Un impianto permanente, come piastre e viti di metallo, impianti in silicone o aree trattate con filler o tossine.
- Pelle con eczema attivo, psoriasi, lesioni, ferite aperte, infezioni aperte (herpes labiale), pelle con caratteristiche anomale dovute a malattie sistemiche o metaboliche (ad es., diabete).
- Pelle traumatizzata o ferita.
- Pelle di recente esposta al sole senza protezione (aspettare un giorno); per pelle abbronzata o scottata aspettare 3 giorni.
- Intervento chirurgico nei 3 mesi precedenti il trattamento.
- Tatuaggi.
- Capelli lunghi o folti. L'uso del dispositivo può provocare leggeri lividi.



Consultare il proprio medico in caso di:

- Uso di steroidi nei 3 mesi precedenti il trattamento.
- Couperose o rosacea.
- Storia di malattie provocate dal calore, come herpes simplex ricorrente sull'area di trattamento. Nel caso è possibile effettuare il trattamento solo dopo aver seguito un regime di profilassi.
- Applicazione sulla pelle di farmaci a prescrizione medica negli ultimi 6 mesi.
- Qualsiasi altra condizione che, a parere del medico o del dermatologo, renderebbe non sicuro il trattamento.
- Anamnesi di disturbi cutanei, cheloidi, guarigione anomala di ferite, oltre a pelle molto secca o fragile.

3. Dispositivi di sicurezza

Il dispositivo protegge la pelle dal surriscaldamento.

- **Sensore termico e stabilizzatore di calore:** Misurano la temperatura della pelle, stabilizzano l'energia termica e prevengono il surriscaldamento. Quando la temperatura corporea raggiunge i 42 °C - 43 °C, lo stabilizzatore smette automaticamente di emettere calore, finché la temperatura cutanea si abbassa a sufficienza perché lo stabilizzatore possa riprendere a scaldare.
- **Sensore di movimento:** Il sensore consente al dispositivo di emettere calore RF solo quando il dispositivo viene fatto muovere sulla pelle.

4. Segni e simboli

	Una dichiarazione o un evento che indica un pericolo potenziale o imminente o un problema durante l'uso del dispositivo.
	Informazioni importanti sull'uso e sulla manutenzione del dispositivo.
	I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE.
	Classe II. L'adattatore a muro è protetto contro le scosse elettriche per mezzo di un doppio isolamento.
	Polarità del connettore di alimentazione in CC.
	Corrente continua del connettore di alimentazione in CC.
	Avvertenza: non usare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

	Non smaltire tra i rifiuti domestici. Smaltire conformemente alla normativa nazionale per contribuire a proteggere l'ambiente. Conforme alla direttiva RAEE
Li-ion	Contiene ioni di litio.
	La batteria integrata ricaricabile contiene sostanze che potrebbero inquinare l'ambiente. Rimuovere sempre la batteria prima di smalirla presso un centro di raccolta di batterie esauste ufficiale.

- i** Il dispositivo non è adatto all'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili contenenti aria o con ossigeno o protossido di azoto.

5. Informazioni sul dispositivo

5.1 Descrizione del dispositivo

Il dispositivo è un dispositivo per il trattamento anti-età del viso che utilizza la tecnologia HT™. Questa tecnologia combina tre tipologie di energia: L'energia termica a infrarossi (IR), che migliora la texture degli strati superiori della pelle; l'energia della luce a LED, che raggiunge il derma per il ringiovanimento e il ripristino del collagene; e l'energia a radiofrequenza bipolare (RF bipolare), che penetra in profondità nel grasso subdermico per rassodare i tessuti e ridurre le rughe.

Il dispositivo dispone di una superficie di trattamento con 3 elettrodi e di un pulsante di comando circondato da 5 indicatori luminosi. Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile per l'uso senza fili e di un adattatore a muro a parete per il collegamento all'alimentazione di rete.

5.2 Uso previsto

Questo dispositivo portatile da banco è progettato per ridurre temporaneamente la comparsa di rughe facciali da lievi a moderate e per il rassodamento cutaneo. Il dispositivo è destinato all'auto-trattamento in ambiente domestico e non è adatto a scopi commerciali. Non usare per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale per l'utente.

5.3 Contenuto della confezione

Il contenuto della confezione varia a seconda dell'opzione acquistata.

- Il dispositivo Silk'n
- Adattatore CA/CC a muro
- Gel di contatto
Silk'n Slider Gel
- Manuale per l'utente
- Guida rapida
- Opuscolo sulla garanzia

5.4 Parti del dispositivo

Per individuare la posizione di ciascun elemento, fare riferimento al diagramma a pagina (i) all'inizio di questo manuale.

- Superficie di trattamento (**#1**)
- Elettrodi (**#2**)
- 4 indicatori luminosi
del livello di energia (**#3**)
- Pulsante di comando (**#4**)
- Indicatore luminoso
della batteria (**#5**)
- Presa dell'adattatore
a muro (**#6**)
- Adattatore a muro
con cavo (**#7**)


5.5 Comandi e impostazioni del dispositivo

Pulsante	Azione	Funzione / Modalità
 (#4)	Premere a lungo 1 volta	Avvia il dispositivo. Livello di energia 1 - 1 indicatore luminoso acceso
	Premere brevemente 1 volta	Livello di energia 2 - 2 indicatori luminosi accesi
	Premere brevemente 2 volte	Livello di energia 3 - 3 indicatori luminosi accesi
	Premere brevemente 3 volte	Livello di energia 4 - 4 indicatori luminosi accesi
	Premere brevemente 4 volte	Torna al livello 1
	Tenere premuto	Spegne il dispositivo
 (#3)	Mostra il livello di energia selezionato.	C'è un piccolo indicatore per ciascun livello di energia. Il livello 1 è il livello di energia più basso, il livello 4 è il più alto.
 (#5)	Verde (lampeggi) Verde (fissa) Arancione (lampeggi) Arancione (fissa)	Ricaricare il dispositivo Dispositivo carico Livello di carica della batteria basso La batteria è scarica. Modalità di trattamento inattiva

5.6 Ricarica della batteria

1. Caricare il dispositivo prima del primo utilizzo.
2. Inserire il cavo dell'adattatore a muro (#7) nel dispositivo, quindi collegare l'adattatore a muro (#7) all'alimentazione di rete. L'indicatore luminoso della batteria (#5) lampeggerà in verde.
3. Posizionare l'adattatore a muro (#7) in modo da poter scollegare facilmente la spina di alimentazione.

- i** L'icona della batteria non cambia colore.



Carica iniziale



Ore

Carica regolare



Ore

Uso senza fili



Minuti


- i** È possibile usare il dispositivo quando è collegato alla rete elettrica. L'indicatore luminoso della batteria (#5) risulterà spento.

IT

6. Trattamenti

6.1 Aree di trattamento


Ci sono 6 aree di trattamento su viso e collo.



Area di trattamento	Scopo
1. Fronte: inclusa l'area tra le sopracciglia	Rassodamento cutaneo
2. Guancia sinistra: anche intorno e sotto all'occhio	Trattamento delle piccole rughe e volumizzazione
3. Guancia destra: anche intorno e sotto all'occhio	
4. Area sopra al labbro: inclusa la piega nasolabiale	Rassodamento ed eliminazione delle rughe
5. Mento: inclusa la linea della mandibola	Rassodamento ed eliminazione delle rughe
6. Collo	Levigamento della pelle

6.2 Piano di trattamento

- Trattare **ogni area** separatamente per almeno 15 minuti. In una sessione è possibile trattare tutte le aree desiderate.
- Per ottenere i migliori risultati, trattare al massimo livello di energia che si avverte come confortevole.
- Usare il dispositivo per 2 sessioni alla settimana per 10 settimane. Si inizieranno a vedere risultati visibili dopo 5 settimane / 10 trattamenti.



Numero di trattamenti raccomandato

- In seguito effettuare il trattamento ogni 2 settimane, per mantenere i risultati ottenuti.

Per la massima efficacia:

- Assicurarsi che la superficie di trattamento (**#1**) disponga di sufficienti quantità di gel per tutto il tempo di trattamento.
- Non lasciare il dispositivo su una piccola area di pelle. Continuare a muovere il dispositivo, per coprire l'intera area di trattamento. Ciò previene il surriscaldamento dell'area di trattamento e riduce la possibilità di qualsiasi effetto collaterale.
- Assicurarsi che i 3 elettrodi (**#2**) siano sempre interamente a contatto con la pelle.

IT

- Se il livello di energia è fastidioso, ridurlo a un livello che sia piacevole.
- Variare i livelli di energia solo quando la superficie di trattamento (**#1 non** è in contatto con la pelle).

6.3 Che cosa aspettarsi?

Durante il trattamento con FaceTite è normale avvertire o provare:

- una sensazione di calore.
- un lieve rossore o gonfiore: dovrebbe diminuire entro poche ore, o entro un giorno.

6.4 Potenziali effetti collaterali

Se ci si attiene con precisione alle istruzioni e si presta attenzione a ogni avvertenza e controindicazione, complicanze ed effetti indesiderati sono eventi rari. Tuttavia, qualsiasi trattamento cosmetico, compresi quelli progettati per l'uso domestico, comporta sempre un certo grado di rischio. Per questo motivo, è importante comprendere e accettare possibili rischi e complicanze.

- Edema (gonfiore) eccessivo ed eritema (rossore) sono reazioni rare al trattamento che, nella maggior parte dei casi, spariscono entro alcuni giorni. Qualora ciò dovesse verificarsi, utilizzare immediatamente un panno fresco umido per raffreddare l'area interessata per almeno 15 minuti e applicare una crema contro le scottature.
- In rari casi l'utente potrebbe sperimentare la dilatazione dei capillari sanguigni superficiali. Ciò potrebbe provocare rossore temporaneo per alcuni giorni. Inoltre, alcuni dei capillari potrebbero presentare macchie rosse che si ridurranno col tempo. In questo caso, si raccomanda di raffreddare immediatamente la zona interessata con acqua fredda.

- i** Consultare il medico se si presentano sintomi persistenti, tra cui dolore, rossore cutaneo, gonfiore o una sensazione di bruciore.
- i** Se si manifestano effetti collaterali imprevisti, come il prurito, entro 48 ore dal primo trattamento, prima di proseguire col trattamento consultare un medico.

7. Per iniziare!

1. Assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta e di aver rimosso tutti i gioielli.
2. Estrarre il dispositivo e gli altri componenti dalla confezione.
3. Rimuovere la pellicola protettiva che ricopre gli elettrodi (**#2**).
4. Decidere se si desidera utilizzare il dispositivo senza fili o tramite l'alimentazione di rete.
 - **Senza fili:** Prima di iniziare un trattamento, verificare che la batteria non sia scarica.
 - **Alimentazione di rete:** Inserire il cavo dell'adattatore a muro (**#7**) nella resa dell'adattatore (**#6**) e collegarlo all'alimentazione di rete.
5. **Avvio del dispositivo:** Preme a lungo il pulsante di comando (**#4**). Il dispositivo si avvia automaticamente al livello di energia 1, e il relativo indicatore luminoso (**#3**) si accende.
- i** Verificare che la data di scadenza del gel non sia stata superata.




IT

6. Applicare uno strato sottile del Gel di contatto Silk'n Slider Gel sulla superficie di trattamento (**#1**).

i Gel di contatto Silk'n Slider Gel (o qualsiasi altro gel trasparente a base d'acqua) facilita il movimento fluido della superficie di trattamento sulla pelle e consente la condutività. Per assicurare un trattamento sicuro ed efficiente, iniziare sempre applicando il Gel di contatto Silk'n Slider Gel e applicare più gel se necessario.

7. Utilizzando il livello di energia 1, posizionare il dispositivo sull'area che si desidera trattare. Assicurarsi che sia interamente a contatto con la pelle. L'utente avverrà una lieve sensazione di calore.
8. Muovere il dispositivo delicatamente con movimenti simili a un massaggio sull'area che si desidera trattare. Procedere in modo lento e attento. Continuare a muovere il dispositivo assicurandosi che i 3 elettrodi rimangano interamente a contatto con la pelle durante il trattamento.
9. Continuando a muovere il dispositivo, trattare **ciascuna** area per almeno 15 minuti.
10. Aumentare gradualmente il livello di energia. Usando il livello di energia massimo si ottengono i risultati migliori, ma è importante impostare il livello più confortevole per l'area che si sta trattando.

IT



- i** Aumentando il livello di energia si avvertirà un aumento della temperatura cutanea. Solitamente occorrono circa 1-2 minuti perché il dispositivo raggiunga la temperatura richiesta. Durante il trattamento la pelle si arrosserà leggermente. Non bisogna preoccuparsi, è normale.
- 11. Fare prove spostando lentamente il dispositivo sull'area che si sta trattando. Se l'area trattata è calda e si avverte fastidio, provare a muovere il dispositivo un po' più velocemente.
- i** Fermarsi immediatamente se si avverte fastidio.
- 12. **Pulizia dell'area trattata:** Rimuovere qualsiasi residuo di gel dalla pelle, quindi risciacquare la pelle con acqua tiepida. Asciugare la pelle con un asciugamano e applicare una crema viso per lenire e idratare la pelle.

8. Pulizia, manutenzione e conservazione

Dopo ogni trattamento pulire il dispositivo.

- ⚠ Non immergere mai il dispositivo o i suoi componenti in acqua!
- Spegnere il dispositivo, quindi scollarlo dall'alimentazione.
- Usare carta assorbente (ad es. carta igienica o salviettine) per rimuovere i residui di gel dalla superficie di trattamento (**#1**). Assicurarsi di rimuovere tutti i residui di gel per evitare che si solidifichino o che danneggino il dispositivo.
- Pulire il dispositivo e la superficie di trattamento con un panno umido pulito (**#1**).
- È possibile utilizzare detergenti che contengano fino al 70% di alcol. Non usare mai acetone o altri liquidi abrasivi, perché danneggierebbero il dispositivo.
- Infine, asciugare il dispositivo e la superficie di trattamento (**#1**) con un panno asciutto e pulito.
- Dopo la pulizia, si consiglia di conservare il dispositivo nella sua confezione originale. Conservare il dispositivo e il gel in un luogo fresco e asciutto.

9. Risoluzione dei problemi

Problema	Verifica
Il dispositivo non si avvia.	<ul style="list-style-type: none">Alimentazione di rete: Verificare che l'adattatore a muro (#7) sia correttamente collegato al dispositivo, che sia inserito in una presa a muro, e di aver premuto a lungo il pulsante di comando (#4).Senza fili: Verificare che il livello della batteria non sia basso. Se la batteria è scarica, collegare il dispositivo all'alimentazione di rete per eseguire il trattamento.
Non avverto alcun calore dal dispositivo anche se ho premuto il pulsante di comando (#4).	Il calore viene emesso solo quando la superficie di trattamento (#1) è interamente a contatto con la pelle e se è stato applicato il gel prima e/o durante il trattamento.
Uno o più indicatori luminosi lampeggiano ininterrottamente.	Il dispositivo non funziona bene. Scollegare il dispositivo e riavivarlo.
Il dispositivo ha smesso di funzionare ed è spento.	<ul style="list-style-type: none">Uso con alimentazione di rete e senza fili: Preme a lungo il pulsante di comando (#4) per riavviare il dispositivo.Senza fili: Verificare che il livello della batteria non sia basso.

Rivolgersi al servizio di assistenza clienti per qualsiasi domanda o problema.

IT

10. Servizio di assistenza clienti

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.silkn.eu. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito web. Contattare il servizio di assistenza clienti Silk'n per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo.

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Belgio	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Paesi Bassi	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spagna	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Regno Unito	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Altri Paesi	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Consumabili

È possibile acquistare altro Silk'n Slider Gel dal nostro sito web: www.silkn.eu.

IT

12. Garanzia

Fare riferimento all'opuscolo sulla garanzia del prodotto fornito separatamente per le informazioni complete.

- i** Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio o scorretto.

13. Smaltimento del prodotto

Questa sezione si applica ai paesi dell'Unione Europea e ad altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata per i materiali riciclabili.

- Non smaltire i vecchi dispositivi assieme ai rifiuti domestici!
- Nel caso in cui in un determinato momento il prodotto non possa più essere utilizzato, smaltirlo secondo le norme vigenti nella propria città o regione. Ciò assicurerà il riciclaggio professionale dei vecchi dispositivi e inoltre escluderà conseguenze negative per l'ambiente.
- Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta preposto per il riciclaggio dei dispositivi elettrici. In questo modo si evita il rilascio di sostanze nocive* nell'ambiente. Verificare che il dispositivo sia scarico prima di smaltirlo.

* Prodotti che riportano in etichetta Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

14. Caratteristiche tecniche

N. del modello	H2120/H2130
Area di trattamento	$468 \pm 5\text{mm}^2$
Tecnologia	Home Tightening™
Luce LED rossa (lunghezza d'onda; potenza di uscita ottica)	$630\text{nm} \pm 20\text{ nm}$; $45 \pm 9\text{mW/cm}^2$
Luce infrarossa (IR) (lunghezza d'onda; potenza di uscita ottica)	$850\text{nm} \pm 20\text{nm}$; $57 \pm 11\text{ mW/cm}^2$
Energia RF (frequenza; potenza di uscita massima)	$1\text{ MHz} \pm 30\%$; 10W max
Funzionamento e sicurezza	Stabilizzatore di calore, che previene il surriscaldamento cutaneo
Peso del sistema	150 g
Tempo dalla temperatura minima di stoccaggio tra gli usi alla temperatura operativa minima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Tempo dalla temperatura massima di stoccaggio tra gli usi alla temperatura operativa massima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Trasporto e conservazione nel rispetto delle condizioni d'uso e conservazione	Temperatura: da -40 a 70 °C Umidità relativa: 10%-90% Pressione atmosferica: 500-1060 hPa

Condizioni operative	Temperatura: da 10 °C a 35 °C Umidità relativa: 30%-75% Pressione atmosferica: 700-1060 hPa	
Adattatore a muro		
Fabbricante	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
N° di registrazione	064970	
Indirizzo	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai, Guangxi, REPUBBLICA POPOLARE CINESE	
Modello	KSA24A1200150H(x) (x) – indica diverse spine di ingresso	
Tensione d'ingresso	100-240 V	
Frequenza CA in ingresso	50/60 Hz	
Tensione CC in uscita	12.0 V	
Corrente in uscita	1,5 A	
Potenza in uscita	18 W	
Efficienza attiva media	85,5%	
Efficienza a basso carico (10%)	80,2%	
Consumo di energia a vuoto	0,08 W	
Batteria agli ioni di litio ricaricabile	Modello Tensione nominale Capacità nominale	ICR18650-26H 3,7 V CC 2600 mAh

IT

15. Note legali

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Tutti i diritti riservati.

Home Skinovations Ltd si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche tecniche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd non si assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd. Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd., non è possibile eseguire la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Relativamente all'oggetto del presente documento, Home Skinovations Ltd detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Home Skinovations Ltd, la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Silk'n e il logo Silk'n sono marchi registrati di Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAELE.

Innholdsfortegnelse

1.	Advarsler	216
2.	Kontraindikasjoner.....	219
3.	Sikkerhetsfunksjoner	221
4.	Tegn og symboler	221
5.	Gjør deg kjent med enheten	222
5.1	Enhetsbeskrivelse.....	222
5.2	Tiltenkt bruk	223
5.3	Pakkeinnhold	223
5.4	Enhetsens deler.....	223
5.5	Enhetskontroller og innstillinger.....	224
5.6	Lading av batteriet	225
6.	Behandlinger.....	226
6.1	Behandlingsområder	226
6.2	Behandlingsplan	227
6.3	Hva kan du forvente	228
6.4	Mulige bivirkninger.....	228
7.	Komme i gang!	229
8.	Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring	231
9.	Feilsøking	232
10.	Kundeservice.....	233
11.	Forbruksartikler	233
12.	Garanti	233
13.	Avhending av produktet	234
14.	Spesifikasjoner.....	235
15.	Juridiske merknader.....	237

NO

1. Advarsler



Denne enheten, inkludert alle enhetens deler, skal ikke brukes av følgende personer: Barn, voksne med begrensede fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler erfaring med eller kunnskap om hvordan man bruker enheten på en trygg måte, eller som ikke forstår farene som er forbundet med bruk av enheten.

Denne enheten er kraftig og bør brukes med spesiell fokus på sikkerhet. Før enheten brukes for første gang, må du lese gjennom bruksanvisningen i sin helhet og oppbevare den til senere bruk. Sørg for å lese alle advarsler, kontraindikasjoner og sikkerhetsregler, og følg dem strengt. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med instruksjonene før hver behandling.

Kontroller at hendene dine alltid er tørre før du bruker enheten, berører kontakten eller kobler til ladestativet til strømtilførsel.

- Ikke plasser eller oppbevar veggadapteren slik at de kan falle eller bli trukket inn i annen væske.
- Når batteriet skal lades, må du bare bruke veggadapteren som leveres med denne enheten.

- Ikke bruk veggadapteren hvis den har falt i væske.
- Enheten må kobles fra hovedstrømmen etter lading av batteriet.
- Hold enheten, alle deler og tilbehør unna varme overflater.
- Etterlat aldri enheten uten tilsyn når den er koblet til strømtilførsel.
- Når apparatet brukes på badet må den kobles fra etter bruk. Vann i nærheten av apparatet utgjør fremdeles en fare selv om det er skrudd av.
- For ytterligere beskyttelse, anbefales det å montere en reststrømenhet (RCD) i den elektriske kretsen. RCD-en bør være rangert med en driftsstrømsspenning som ikke overskrider 30 mA. Spør montøren om råd.
- Ikke forsøk å endre, åpne eller utføre reparasjoner på enheten. Du kan utsette deg selv for farlige elektriske komponenter og kan forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.

NO

- NO
- Ikke bruk apparatet hvis delene eller tilbehøret ikke er levert av produsenten eller hvis de er skadet på noen måte eller ikke ser ut til å fungere som det skal eller hvis du ser eller lukter røyk. I slike tilfeller må du slutte å bruke enheten og kontakte kundeservice.
 - Ingen av apparatets deler må rengjøres i oppvaskmaskinen.
 - Barn må ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.
 - Barn må ikke leke med emballasjen. Emballasjematerialet kan medføre skade og små deler kan føre til kveling hvis de svelges.
 - Denne enheten inneholder batterier som ikke kan byttes ut.
 - Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann, badekar, dusjer, servanter eller andre vannbeholdere.
 - Denne enheten er laget og testet for å imøtekomme kravene til elektromagnetiske standarder, elektrostatiske standarder og standarder for forstyrrelse av radiofrekvens. Likevel kan det forekomme elektromagnetiske eller andre forstyrrelser. Flytting av enheten kan fjerne forstyrrelsene.

2. Kontraindikasjoner



Må ikke brukes hvis du

- har en pacemaker eller en intern defibrillator eller et annet aktivt elektrisk implantat i kroppen.
- lider av dårlig kontrollerte endokrine sykdommer, som f.eks. diabetes og skjoldbruskkjertelsykdommer.
- har hatt eller har kreft, eller prekankøse føflekker.
- gjennomgått stråleterapi eller kjemoterapi i løpet av de siste 3 månedene, eller har områder med mulige hudmaligniteter.
- har en sykdom knyttet til overfølsomhet for lys, så som porfyri, polyformisme, solallergi, lupus osv.
- lider av epilepsi.
- er gravid eller ammende.
- unormale hudsykdommer forårsaket av diabetes, systemiske eller andre stoffskifteforstyrrelser.



Ikke bruk på områder som har:

- et permanent implantat som metallplater og skruer, silikonimplantater, eller områder med injisert fyll eller toksiner.
- hud som har aktiv eksem, psoriasis, lesjoner, åpne sår eller infeksjoner (munnsår), abnorme hudtilstander forårsaket av systemiske eller stoffskiftesykdommer (for eksempel diabetes).
- med traumatisert eller skadet hud.
- som nettopp har vært utsatt for sol uten beskyttelse (vent 1 dag), solbrunet eller solbrent hud (vent 3 dager).

NO

- har gjennomgått kirurgi i løpet av de siste tre månedene før behandling.
- tatoveringer.
- langt eller tykt hår. Bruk av enheten kan føre til lette blåmerker.

 **Rådfør deg med lege før bruk dersom du har:**

- brukt steroider i løpet av de siste tre månedene før behandling.
- couperose eller rosacea.
- en historie med sykdommer stimulert av varme, som tilbakevendende herpes simplex i behandlingsområdet. I et slikt tilfelle kan du kun behandle etter et profylaktisk regime.
- brukt lege-foreskrevne legemidler på huden din i løpet av de siste 6 månedene.
- en annen sykdom som, ifølge legen eller hudlegen din, gjør at behandlingen ikke er trygg for deg.
- en historie med hudsykdommer, keloider, unormal sårheling, samt veldig tørr eller skjør hud.

3. Sikkerhetsfunksjoner

Enheten beskytter huden din mot overoppheating.

- **Varmesensor og -stabilisator:** Disse måler hudtemperaturen, stabiliserer varmeenergien og hindrer overoppheeting. Når hudtemperaturen når 42-43 °C, stopper stabilisatoren automatisk å gi fra seg varme, inntil hudtemperaturen har sunket nok til at stabilisatoren fortsetter varmingen.
- **Bevegelsessensor:** Sensoren gjør at enheten kun avgir RF-varme når du beveger den over huden din.

4. Tegn og symboler

	En erklæring eller hendelse som angir en mulig eller forestående fare eller problem ved bruk av enheten.
	Viktig informasjon om bruk eller vedlikehold av enheten.
	Produkter som er merket med dette symbolet oppfyller kravene i EU-direktivene.
	Klasse II. Veggadapteren er beskyttet mot elektrisk støt ved hjelp av en dobbel isolasjon.
	Polaritet på d.c. strømtilkobling.
	Direktespenning til d.c. strømtilkobling.
	Advarsel: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann, badekar, dusjer, servanter eller andre vannbeholdere.

NO

	Skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Kasser i tråd med landets lover og for å bidra til å beskytte miljøet. I henhold til direktivet for elektronisk avfall (WEEE).
Li-ion	Lithium-ion på innsiden.
	Det innebygde, oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan forurende miljøet. Du må alltid ta ut batteriet før du kasserer dem på et godkjent lokalt innsamlingssted for batterier.

- i** Denne enheten er ikke egnet for bruk i nærheten av antennbar anestesiblanding med luft og oksygen eller lystgass.

5. Gjør deg kjent med enheten

5.1 Enhetsbeskrivelse

Enheten er en enhet for aldringsmotvirkende ansiktsbehandling basert på HT™-teknologi. Denne teknologien kombinerer tre typer energi: Infrarød varmeenergi (IR) som påvirker det øvre laget av huden for forbedret hudtekstur, LED-lysenergi som når inn i dermis for fornyelse og gjenoppsett av collagen, samt bipolar radiofrekvensenergi (bipolar RF) som trenger dypt inn i underhudsfettet for dyp vevstramming og rynkeredusjon.

Enheten har en behandlingsflate med tre elektroder og en kontrollknapp med 5 omliggende indikatorlys. Enheten har et oppladbart batteri for trådløs bruk, i tillegg til en veggadapter for tilkobling til strømnettet.

5.2 Tiltenkt bruk

Enheten selges i butikk og er ment å brukes til midlertidig reduksjon av milde til moderate rynker i ansiktet og stramming av huden. Enheten er til egenbehandling i hjemmet og er ikke laget for kommersiell bruk. Må ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

5.3 Pakkeinnhold

Pakkeinnhold varierer avhengig av alternativet som er kjøpt.

- Din Silk'n-enhet
- AC/DC-veggadapter
- Silk'n Slider Gel
- Bruksanvisning
- Hurtigveiledning
- Garantihefte

5.4 Enhetens deler

Se illustrasjonen på side (i) foran i denne bruksanvisningen for å se hvor de ulike funksjonene er på enheten.

- Behandlingsflate (**#1**)
- Elektroder (**#2**)
- 4 energinivåindikatorer (**#3**)
- Kontrollknapp (**#4**)
- Batteriindikator (**#5**)
- Veggadapterstøpsel (**#6**)
- Veggadapter med kabel (**#7**)

NO


5.5 Enhetskontroller og innstillinger

Knapp	Handling	Funksjon / modus
Kontrollknapp (#4)	Langt trykk x 1	Starter enheten. Energinivå 1 – 1 lys på
	Kort trykk x 1	Energinivå 2 – 2 lys på
	Kort trykk x 2	Energinivå 3 – 3 lys på
	Kort trykk x 3	Energinivå 4 – 4 lys på
	Kort trykk x 4	Går tilbake til nivå 1
	Langt trykk	Skrur av enheten
Energinivåindikatorer (#3)	Viser valgt energinivå.	Det er ett lys for hvert energinivå. Nivå 1 er det laveste energinivået, mens nivå 4 er det høyeste.
Batteriindikator (#5)	Grønn - blinker	Lading
	Grønn - konstant	Enheten er ladet
	Oransje - blinker	Batteriet har lite strøm
	Oransje - konstant	Batteriet er tomt. Behandlingsmodus er slått av.

NO

5.6 Lading av batteriet

1. Lad enheten før den brukes for første gang.
 2. Sett veggadapterkabelen (#7) inn i enheten, og koble deretter til veggadapteren (#7) til strømmen. Batteriindikatorlyset (#5) vil blinke grønt.
 3. Plasser veggadapteren (#7) slik at det er lett å koble fra strømledningen.
- i** Batteriikonet bytter ikke farge.



Første lading



Timer

Vanlig lading



Timer

Bruk uten ledning



Minutter

- i** Du kan bruke enheten når den er tilkoblet strøm. Vær klar over at batteriindikatorlyset (#5) vil være av.

NO

6. Behandlinger

6.1 Behandlingsområder


Det er 6 behandlingsområder for ansiktet og nakken.



Behandlingsområde	Formål
1. Pannen: også mellom øyenbrylene	Oppstramming av huden
2. Venstre kinn: omgså rundt og under øylene	Behandler fine linjer og bygger volum
3. Høyre kinn: omgså rundt og under øylene	
4. Overlepp: inkludert nasolabialfolden	Oppstramming og fjerning av rynker
5. Hake: inkludert kjevepartiet	Oppstramming og fjerning av rynker
6. Nakke	Glatter ut huden

6.2 Behandlingsplan

- Hvert **område behandles** separat i minst 15 minutter. Du kan behandle så mange områder som du vil i en omgang.
- For best mulige resultater bør du bruke det på det høyeste energinivået som er behagelig for deg.
- Bruk enheten til 2 behandlinger i uken i 10 uker. Du vil begynne å se synlige resultater etter 5 uker / 10 behandlinger.



Anbefalt antall behandlinger

- Fortsett behandlingen én gang annenhver uke etter det for å opprettholde resultatene.

For maksimal effekt:

- Pass på at du har nok gel på behandlingsflaten (**#1**) til enhver tid under behandlingen.
- Ikke la enheten bli værende på ett sted på huden. Fortsett å flytte enheten slik at du dekker hele behandlingsområdet. Dette hindrer overopphetning av behandlingsområdet, og reduserer muligheten for bivirkninger.
- Pass på at de 3 elektrodene (**#2**) alltid har full kontakt med huden.
- Hvis energinivået føles ubehagelig, må du redusere det til et nivå som er behagelig for deg.
- Energinivåene må kun endres når behandlingsflaten (**#1**) ikke er i kontakt med huden.

NO

6.3 Hva kan du forvente

Under en behandlingsøkt er det normalt å oppleve eller føle:

- en følelse av varme.
- lett rødhet eller små hevelser: dette vil avta i løpet av noen få timer eller opptil en dag.

6.4 Mulige bivirkninger

Hvis du følger instruksjonene fullt ut og tar hensyn til alle advarsler og kontraindikasjoner, er komplikasjoner og bivirkninger mindre vanlige. Men hver kosmetisk prosedyre, inkludert de for hjemmebruk, innebærer en viss grad av risiko. Det er derfor viktig at du forstår og aksepterer risikoene og komplikasjonene som kan oppstå.

- Kraftig ødem (hevelse) og erytem (rødhet) er sjeldne reaksjoner på behandlingen som i de fleste tilfeller går bort i løpet av noen få dager. Hvis dette skulle være tilfelle, må du umiddelbart bruke en fuktig, kald klut for å avkjøle området i minst 15 minutter og påføre en brannsalve.
- I sjeldne tilfeller kan overfladiske blodkapillærer utvide seg. Dette kan føre til rødhet i noen dager. I tillegg kan enkelte kapillærer forårsake røde flekker som også vil avta med tiden. Hvis dette skulle forekomme, anbefaler vi at du kjøler området umiddelbart med kaldt vann.

- i** Rådfør deg med en lege dersom du opplever vedvarende symptomer, inkludert smerte, rødhet i huden, hevelse eller en brennende følelse.
- i** Hvis det oppstår uventede bivirkninger som kløing oppstår innen de første 48 timene etter de første behandlingen din, må du ta kontakt med lege før du fortsetter behandlingen.


7. Komme i gang!

1. Sørg for at huden er ren og tørr og at du har fjernet alle smykker.
2. Ta enheten og andre komponenter ut av esken.
3. Fjern beskyttelsesfilmen på elektrodene (**#2**).
4. Bestem deg for om du vil bruke enheten trådløst eller tilkoblet strøm.
 - **Trådløst:** Kontroller at batterinivået ikke er for lavt før du begynner en behandling.
 - **Tilkoblet strøm:** Sett veggadapterkabelen (**#7**) inn i veggadapter -støpselet (**#6**) og koble til strømmen.
5. **Start enheten:** Trykk lenge på kontrollknappen (**#4**). Enheten starter automatisk på energinivå 1 og én energinivåindikator 1 (**#3**) lyser.

i Kontroller at utløpsdatoen til geleen ikke er passert.
6. Legg et tynt lag Silk'n Slider Gel på behandlingsflaten (**#1**).
i Silk'n Slider Gel (eller annen vannbasert klar gel) gjør det lettere å bevege behandlingsflaten over huden og sørger for ledningsevne. For å sikre en trygg og effektiv behandling må du alltid starte med å bruke Silk'n Slider Gel og påføre mer gel ved behov.
7. På energinivå 1, plasserer du enheten på det området du vil behandle. Sørg for at du har full kontakt med huden. Du vil føle en svak fornemmelse av varme.

NO

8. Flytt enheten forsiktig i massasjelignende bevegelser på området du ønsker å behandle. Jobb sakte og forsiktig. Fortsett å flytte enheten og påse at de 3 elektrodene har full kontakt med huden når du behandler området.
9. Når enheten er i gang, behandles **hvert** området i minst 15 minutter.
10. Øk energinivået gradvis. Det høyeste energinivået gir best resultat, men det er viktig at du bruker det energinivået som er mest behagelig for området du behandler.



i Du vil merke at hudtemperaturen øker etter hvert som du øker energinivået. Det tar vanligvis 1–2 minutter før enheten får ønsket temperatur. Huden blir litt rød under behandlingen. Dette er normalt og ingen grunn til bekymring.

11. Prøv deg frem ved å bevege enheten langsomt over området du behandler. Hvis området som behandles er varmt og ikke føles behagelig, kan du forsøke å bevege enheten litt raskere.

i Stopp umiddelbart hvis du føler ubehag.

12. **Rengjør det behandlede området:** Fjern eventuelle rester av geleen fra huden og skyll deretter med lunkent vann. Tørk huden med et håndkle, og bruk en ansiktskrem for å berolige og fukte huden.

8. Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring

Rengjør enheten etter hver behandling.

- ⚠ Aldri legg enheten eller noen av enkelt-komponentene i vann.
- Skru av enheten, og koble den deretter fra.
- Bruk absorberende papir (f.eks. toalettpapir eller kluter) for å fjerne gelrester fra behandlingsflaten (#1). Pass på at du fjerner alle gelrester for å hindre at gelen stivner eller skader enheten.
- Bruk en ren, fuktig klut til å rengjøre enheten og behandlingsflaten (#1).
- ℹ Du kan bruke rengjøringsmidler med opptil 70 % alkohol, men aldri aceton eller andre slipende væsker fordi de skader enheten.
- Avslutt med å tørke av enheten og behandlingsflaten (#1) med en tørr klut.
- Etter rengjøring anbefaler vi å lagre enheten i originalboksen. Oppbevar enheten og geleen på et kjølig og tørt sted.

NO

9. Feilsøking

Problem	Kontroller
Enheten starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">Tilkoblet strøm: Sørg for at veggadapteren (#7) er riktig koblet til enheten, at adapterstøpselet er koblet til en veggkontakt og at du trykker lenge på kontrollknappen (#4).Trådløst: Kontroller at batterinivået ikke er lavt. Hvis batterinivået er lavt, kan du koble enheten til strøm for å utføre behandlingen.
Jeg merker ikke noen varme fra enheten, selv om jeg har trykket på kontrollknappen (#4).	Det avgis kun varme når (#1) behandlingsflaten har full kontakt med huden, og du har brukt tilstrekkelig med gel før og under behandlingen.
En eller flere indikatorer blinker hele tiden.	Enheten virker ikke. Trekk ut kontakten og start på nytt.
Enheten har sluttet å fungere og er skrudd av.	<ul style="list-style-type: none">Strøm og trådløst: Trykk lenge på kontrollknappen (#4) for å starte enheten på nytt.Trådløst: Kontroller at batterinivået ikke er lavt.

For problemer eller spørsmål, kontakt kundeservice.

NO

10. Kundeservice

Du finner mer informasjon på www.silkn.eu. Denne bruksanvisningen kan også lastes ned i PDF-format fra nettstedet vårt. Kontakt Silk'n-kundeservice for å rapportere uventede problemer eller hendelser ved bruk, eller andre problemer med apparatet.

Land	Servicenummer	E-post
Belgia	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannia	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre land	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Forbruksartikler

Du kan kjøpe mer Silk'n Slider Gel på nettstedet vårt: www.silkn.eu.

12. Garanti

Se det separate produktgarantihefte for fullstendig informasjon.

NO

- i** Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skade eller ulykker som skyldes feil eller uriktig bruk.

13. Avhending av produktet

Dette avsnittet gjelder for EU og andre europeiske land med egne systemet for gjenvinning.

- Gamle apparater må ikke kastes sammen med restavfallet!
- Hvis ikke lenger produktet kan brukes, må det kastes i henhold til regelverket som gjelder for byen eller landet ditt. Dette sørger for at gamle apparater gjenvinnes på riktig måte og vil også redusere miljøpåvirkningen det har.
- Skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Direktivet for elektronisk avfall (WEEE) krever at denne elektriske enheten (inkludert alt tilbehør og alle deler) avhendes på et godkjent mottak for resirkulering av elektrisk utstyr. Dette hindrer at farlige stoffer* kommer ut i miljøet. Kontroller at enheten ikke er ladet før avhending.

* Produkter merket med Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly.

14. Spesifikasjoner

Modellnr.	H2120/H2130
Behandlingsområde	$468 \pm 5 \text{ mm}^2$
Teknologi	Home Tightening™
Rødt LED-lys (bølgelengde; optisk utgangseffekt)	$630 \text{ nm} \pm 20 \text{ nm}; 45 \pm 9 \text{ mW/cm}^2$
Infrarødt (IR) lys (bølgelengde; optisk utgangseffekt)	$850 \text{ nm} \pm 20 \text{ nm}; 57 \pm 11 \text{ mW/cm}^2$
RF-energi (frekvens; maksimal utgangseffekt)	$1 \text{ MHz} \pm 30 \text{ %}; 10 \text{ W maks.}$
Drift og sikkerhet	Varmestabilisator hindrer overoppheeting av huden
Systemvekt	150g
Tid fra minimum oppbevaringstemperatur mellom bruk til minimum brukstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20°C	30 minutter
Tid fra maksimal oppbevaringstemperatur mellom bruk til maksimal brukstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20°C	30 minutter
Transport og oppbevaring mellom bruk, samt oppbevaringsbetingelser	Temperatur: minus 40 til 70°C Relativ luftfuktighet: 10-90 % Lufttrykk: 500-1060 [hPa]
Driftsforhold	Temperatur: 10-35 °C Relativ luftfuktighet: 30-75 % Lufttrykk: 700-1060 [hPa]

NO

Veggadapter		
Produsent	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
Registreringsnummer	064970	
Adresse	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, Folkerepublikken Kina	
Modell	KSA24A1200150H(x) (x) - betegner forskjellige kontakter	
Inngangsspenning	100–240 V	
AC-inngangsfrekvens	50/60 Hz	
DC-utgangsspenning	12,0 V	
Utgangsspenning	1,5 A	
Utgangseffekt	18 W	
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	85,5 %	
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	80,2 %	
Strømforbruk ved ingen last	0,08 W	
Oppladbart Li-on-batteri	Modell	ICR18650-26H
	Nominell spenning	3.7Vdc
	Rangert kapasitet	2600mAh

NO

15. Juridiske merknader

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheter reservert.

Home Skinovations Ltd forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet, eller produserbarhet. Informasjon levert av Home Skinovations Ltd antas å være nøyaktig og pålitelig på offentliggjøringstidspunktet. Men Home Skinovations Ltd påtar seg intet ansvar for bruken. Det gis ingen lisens, underforstått eller på annen måte, under en patent eller patentrettigheter som tilhører Home Skinovations Ltd. Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan endres uten varsel. Home Skinovations Ltd eier patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforholdet i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Skinovations Ltd. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker som tilhører Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

NO

Innehållsförteckning

1.	Varningar.....	239
2.	Kontraindikationer	242
3.	Säkerhetsfunktioner.....	244
4.	Tecken och symboler	244
5.	Lär känna din enhet.....	245
5.1	Enhetsbeskrivning.....	245
5.2	Avsedd användning	246
5.3	Förpackningsinnehåll.....	246
5.4	Enhetsdelar.....	246
5.5	Enhetskontroller och inställningar	247
5.6	Laddning av batteriet	248
6.	Behandlingar.....	249
6.1	Behandlingsområden.....	249
6.2	Behandlingsplan	250
6.3	Vad du kan förvänta dig	251
6.4	Eventuella biverkningar	251
7.	Kom igång!	252
8.	Rengöring, underhåll och förvaring.....	254
9.	Felsökning	255
10.	Kundservice.....	256
11.	Förbrukningsartiklar	256
12.	Garanti	256
13.	Produktkassering.....	257
14.	Specifikationer.....	258
15.	Rättsligt meddelande	260

1. Varningar



Denna enhet inklusive alla dess delar ska inte användas av följande personer: barn, vuxna med begränsad fysisk, sensorisk eller psykologiska förmågor, de som saknar erfarenhet eller kunskap i hur enheten används på ett säkert sätt och de som inte förstår vilka faror som är involverade.

Denna enhet är kraftfull och skall användas på ett säkert vis. Innan första användning, läs först hela den här användarhandboken och spara den för framtida behov. Se till att du läser alla varningar, kontraindikationer och säkerhetsanvisningar samt följer dem helt. Vi rekommenderar att du återbekantar dig med instruktionerna före varje behandling.

Säkerställ alltid att dina händer är torra innan du använder enheten, berör kontakten eller ansluter laddningsplattformen till elnätet.

- Placera eller förvara inte väggadaptern där den kan falla eller knuffas ned i någon vätska.
- För att ladda batteriet, använd endast den väggadapter som levereras tillsammans med enheten.

- Använd inte väggadaptern om den har fallit i någon vätska.
- Koppla ifrån enheten från elförsörjning efter batteriladdning.
- Förvara enheten, alla delar och tillbehör på avstånd från varma ytor.
- Lämna aldrig enheten obevakad när den är den är ansluten till elförsörjningen.
- När enheten används i badrum ska den kopplas ur efter användning. Närbheten till vatten utgör fara även om enheten är avstängd.
- För ytterligare säkerhet rekommenderar vi att installera en jordfelsbrytare (JFB) i elkretsen. Denna jordfelsbrytare ska vara specificerad för en felström på maximalt 30 mA. Rådgör med en elektriker.
- Försök inte ändra, öppna eller reparera enheten. Du kan exponera dig för farliga elektriska komponenter och kan orsaka allvarlig skada för dig själv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.

- Använd inte enheten om delar eller tillbehör inte levereras av tillverkaren om de är skadade eller inte verkar fungera som den ska, eller om du ser eller känner lukten av rök. I sådana fall ska du sluta använda enheten och kontakta kundservice.
- Rengör aldrig några delar i diskmaskinen.
- Barn skall inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska ej utföras av barn.
- Tillåt inte barn leka med förpackningen. De kan skada sig på förpackningsmaterialet, eller svälja smådelar och kvävas.
- Denna enhet innehåller batterier som inte är utbytbara.
- Använd inte denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller nära andra vattenkällor.
- Denna enhet har utvecklats och testats för att möta kraven i standarder för elektromagnetiska, elektrostatiska och radiofrekventa störningar. Dock kvarstår möjligheten för elektromagnetiska eller andra störningar. Om enheten förflyttas kan det hjälpa till att minska störningar.

2. Kontraindikationer



Använd inte om du:

- har en pacemaker eller intern defibrillator eller eventuellt annat aktivt elimplantat någonstans i kroppen.
- lider av dåligt kontrollerade endokrina störningar, såsom diabetes och sköldkörtelförhållanden.
- har en nuvarande historik eller tillstånd av cancer eller premaligna leverfläckar.
- genomgått strålningsbehandling eller cellgiftsbehandling inom de senaste 3 månaderna, eller har områden med potentiella hudmaligniteter.
- har en sjukdom som har med fotokänslighet att göra, såsom porfiria, soleksem, nässelutslag från sol, lupus o.s.v.
- lider av epilepsi.
- är gravid eller ammar.
- onormala hudåkommor orsakade av diabetes, systemiska eller andra metabola sjukdomar.



Användning inte enheten på områden med:

- ett permanent implantat som t.ex. metallplattor och skruvar, silikonimplantat eller områden injicerade fyllnader eller toxiner.
- aktiva eksem, psoriasis, lesioner, öppna sår eller infekterade ytor (munsår), eller ytor med onormala hudsjukdomar orsakade av systematiska problem eller matsmältningsproblem (t.ex. diabetes).
- traumatiserad eller skadad hud.

- nyligen varit exponerad för sol utan skydd (vänta en dag); för brun eller solbränd hud, vänta 3 dagar.
- har opererats inom tre månader innan behandlingen.
- tatueringar.
- långt eller tjockt hår. Användning av denna enhet kan resultera i lätta blåmärken.

⚠ Kontakta din läkare om du lider av:

- använt steroider 3 månader innan behandling.
- couperose eller rosacea.
- en historik av sjukdomar som stimuleras av värme, såsom återkommande herpes simplex i behandlingsområdet. Om så är fallet så kan du endast behandla efter en profylaktisk regim.
- använt receptbelagda mediciner på din hud inom de senaste 6 månaderna.
- något annat problem som, enligt din läkare eller dermatolog, skulle göra att det inte var säkert för dig att genomgå behandlingen.
- en historik av hudsjukdomar, keloider, onormal sårläkning, såväl som väldigt torr och ömtålig hud.

3. Säkerhetsfunktioner

Enheten skyddar huden mot överhettning.

- **Värmesensor och värmestabilisator:** Dessa mäter hudens temperatur, stabiliseringen och förhindrar överhettning. När hudtemperaturen når 42°C - 43°C så kommer stabiliseringen automatiskt att sluta avge värme tills hudtemperaturen sänks tillräckligt för att stabiliseringen ska återuppta uppvärmning.
- **Rörelsesensor:** Rörelsesensor aktiverar enheten att avge radiofrekvent värme endast när du rör enheten över huden.

4. Tecken och symboler

	En uppgift eller händelse som indikerar möjlig förestående fara problem vid användning av enheten.
	Viktig information om hur du använder eller underhåller enheten.
	Produkter märkta med denna symbol uppfyller kraven för EU-direktiv.
	Klass II. Väggadaptern är skyddad mot elektrisk chock genom en metod som använder dubbel isolering.
	Polaritet för likspänningsskontakten.
	Likström för likspänningsskontakten.
	Varning: Använd inte denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller nära andra vattenkällor.

	Släng inte med hushållsavfall. Gör dig av med apparaten enligt landets lagar och hjälп till att skydda miljön. I enlighet med WEEE-direktiv.
Li-ion	Litiumjonsbatteri inuti.
	Det inbyggda, uppladdningsbara batteriet innehåller ämnen som kan förorena miljön. Avlägsna alltid batteriet innan avfallshantering på ett officiellt uppsamlingsställe för batteriet

- i** Enheten är inte lämplig för användning i närvaro av brandfarligt anestesimedel med luft eller med syre eller kväveoxid.

5. Lär känna din enhet

5.1 Enhetsbeskrivning

Enheten för är en enhet för anti-åldrande ansiktsbehandling som använder HT™-teknik. Denna teknik kombinerar tre olika energityper: Infraröd energi (IR) som påverkar hudens övre lager för förbättrad hudstruktur, LED-ljusenergi som når till dermis för vitalisering och kollagenåterställning samt bipolär radiofrekvensenergi (bipolär RF) som når djupt in i subdermiskt fett för återstramning av djupvävnad och rynkborttagning.

Denna enhet har en behandlingsyta med tre elektroder och en kontrollknapp med 5 omkringliggande indikatorlampor. Enheten har ett uppladdningsbart batteri för trådlös användning och en väggadapter för anslutning till elnätet.

5.2 Avsedd användning

Enheten är en kommersiellt tillgänglig handburen enhet som är avsedd för tillfällig minskning i utseendet för milda till moderata ansiktsrynkor och hudtätning. Enheten ska användas i hemmet är självbehandling och är inte lämplig för kommersiella ändamål. Använd inte i något annat syfte än vad som beskrivs i denna användarhandbok.

5.3 Förpackningsinnehåll

Innehållet i förpackningen varierar i enlighet med införskaffat alternativ.

- Din Silk'n-enhet
- Väggadapter för omvandling av växelpänning till likspänning
- Silk'n Slider Gel
- Användarhandbok
- Snabbguide
- Garantihäfte

5.4 Enhetsdelar

Hänvisning till illustrationen på sida (i) i början av denna användarhandbok för att se placering av varje funktion.

- Behandlingsyta (#1)
- Elektroder (#2)
- 4 indikatorlampor för energinivå (#3)
- Kontrollknapp (#4)
- Indikatorlampa för batteri (#5)
- VäggadAPTERuttag (#6)
- Adapter med kabel (#7)

5.5 Enhetskontroller och inställningar

Knapp	Åtgärd	Funktion/Läge
 Kontrollknapp (#4)	1 långt tryck	Startar enheten. Energinivå 1 - 1 lampa på
	1 korta tryck	Energinivå 2 - 2 lampor på
	2 korta tryck	Energinivå 3 - 3 lampor på
	3 korta tryck	Energinivå 4 - 4 lampor på
	4 korta tryck	Går tillbaks till nivå 1
	Långt tryck	Stänger av enheten
 Indikatorlampor för energinivå (#3)	Visar vald energinivå.	Det finns en lampa för varje energinivå. Nivå 1 är den längsta nivån och nivå 4 är den högsta.
 Indikatorlampa för batteri (#5)	Grön - blinkar Grön - konstant Orange - blinkar Orange - konstant	Enhetsladdning Enhet laddad Låg laddning i batteriet Ingen laddning i batteriet; behandlingsläge inaktivt

5.6 Laddning av batteriet

1. Ladda enheten innan första användning.
2. Sätt i väggadapters kabel (**#7**) i enheten och anslut sedan väggadaptern (**#7**) till elnätet. Batteriets indikatorlampa (**#5**) kommer att blinka grönt.
3. Placera väggadaptern (**#7**) så att det är enkelt att ta ut nätkontakten.

i Batterisymbolen ändrar inte färg.



Första laddning



Timmar

Vanlig laddning



Timmar

Trådlös användning



Minuter

i Du kan använda enheten när den är ansluten till elnätet. Observera att indikatorlampen för batteri (**#5**) är släckt.

6. Behandlingar

6.1 Behandlingsområden


Det finns 6 behandlingsområden för ansikte och nacke.



Behandlingsområde	Ändamål
1. Panna: inklusive mellan ögonbrynen.	Åtstramning av huden
2. Vänster kind: inklusive runt och under ögonen.	Behandlar fina linjer och bygger upp volym
3. Höger kind: inklusive runt och under ögonen.	
4. Övre läpp: inklusive nasolabiala vecket	Åtstramar och avlägsnar rynkor
5. Haka: inklusive käklinje	Åtstramar och avlägsnar rynkor
6. Hals	Utgjämning av huden

6.2 Behandlingsplan

- Behandla **varje område** separat i åtminstone 15 min. Du kan behandla så många områden du önskar i en session.
- För bästa resultat ska du utföra behandlingen på den högsta energinivå som är komfortabel för dig.
- Använd enheten under två sessioner per vecka under tio veckor. Du kommer att börja se resultat efter 5 veckor / 10 behandlingar.



Rekommenderat antal behandlingar

- Behandla därefter varannan vecka för att bibehålla resultat.

För maximal effektivitet:

- Säkerställ att du alltid har tillräckligt med gel på behandlingsytan (**#1**) under behandlingen.
- Lämna inte enheten över ett ställe på huden. Fortsätt röra på enheten för att täcka hela behandlingsområdet. Detta förhindrar överhetning av behandlingsområdet och minskar risken för oönskade effekter.
- Säkerställ att de 3 elektroderna (**#2**) alltid är i fullständig kontakt med huden.
- Om energinivån känns obehaglig, minska den till en nivå som är behaglig för dig.
- Ändra endast energinivåer när behandlingsytan (**#1**) **inte** är i kontakt med huden.

6.3 Vad du kan förvänta dig

Under en behandling är det normalt att erfara eller känna av:

- en värmekänsla.
- viss rodnad eller lätt uppsvällning. Detta bör avta inom några timmar eller upp till en dag.

6.4 Eventuella biverkningar

Om du följer instruktionerna till punkt och pricka och tar alla varningar och kontraindikationer på allvar är komplikationer och biverkningar ovanliga. Dock innebär alla kosmetiska behandlingar, inklusive de utformade för hemmabruk, vissa risker. Därför är det viktigt att du förstår och accepterar de risker och komplikationer som kan uppstå.


- Svårt ödem (svullnad) eller erytem (rodnad) är sällsynta reaktioner på behandlingen som i de flesta fall avtar inom ett par dagar. Om dessa symptom uppstår, använd omedelbart en fuktig kall trasa för att kyla ner området i minst 15 minuter och applicera brännskadekräm.
 - I sällsynta fall kan användaren uppleva utvidgning av de ytliga blodkärlen. Detta kan resultera i en temporär rodnad i ett par dagar. Dessutom kan några blodkärl visa röda fläckar som också försvinner med tiden. Om dessa symptom uppstår rekommenderar vi att du omedelbart kyler området med kallt vatten.
- i** Konsultera din läkare om du upplever några beständiga symptom, inklusive smärta, hudrodnad, svullnad eller brännande känsla.
- i** Om någon oväntad bieffekt, såsom klåda, uppstår inom 48h från den första behandlingen ska du uppsöka läkarvård innan du fortsätter behandlingen.

7. Kom igång!

1. Säkerställ att din hud är ren och torr och att du tagit av alla smycken.
2. Ta ut enheten och alla andra delar från asken.
3. Ta bort den skyddande filmen som täcker elektroderna (**#2**).
4. Besluta om du önskar använda enheten trådlöst eller via elnätet.
 - **Trådlös användning:** Kontrollera att batteriet inte har låg nivå innan du påbörjar en behandling.
 - **Elnätsanvändning:** Sätt i väggadapterkabeln (**#7**) i adapter uttaget (**#6**) och ansluten den till elnätet.
5. **Starta enheten:** Ett långt tryck på kontrollknappen (**#4**). Enheten startar på energinivå 1 automatiskt och en energinivå-indikatorlampa 1 (**#3**) tänds.


The diagram shows a circular device with four numbered parts: 1 at the bottom left, 2 at the top left, 3 at the top right, and 4 at the bottom right. Part 4 is a central power button with a circle icon. Parts 1, 2, and 3 are small circles around the perimeter of the device.
- i** Kontrollera att gelens förbrukningsdatum inte har uppnåtts.
6. Stryk på ett tunt lager av Silk'n Slider Gel på behandlingsytan (**#1**).
- i** Silk'n Slider Gel (eller någon annan vattenbaserad klar gel) underlättar en jämn rörelse av behandlingsytan över huden och möjliggör ledningsförmåga. För att säkerställa en säker och effektiv behandling, börja alltid med att applicera Silk'n Slider Gel och applicera mer gel om nödvändigt.
7. Använd energinivå 1, placera enheten på det område du önskar behandla. Säkerställ att den är i fullständig kontakt med huden. Du kan komma att känna en lätt fornimmelse av värme.

8. Rör enheten varsamt i massagerörelser över området som du önskar behandla. Fortsätt långsamt och omsorgsfullt. Forsätt röra enheten och se till att de 3 elektroderna förblir i kontakt med huden när du behandlar området.
9. Med enheten i konstant rörelse, behandla **varje** område under åtminstone 15 min.
10. Öka gradvis energinivån. Användning på högsta energinivån ger bästa resultat, men det är viktigt att du ställer in den energinivå som är behaglig för det område som du behandlar.



i Du kommer känna hudtemperaturen öka när du ökar energinivån. Det var vanligtvis ca. 1-2 min för enheten att uppnå önskad temperatur. Under behandling kommer din hud att rodna något. Oroa dig inte, detta är normalt.

11. Prova med att röra enheten långsamt över det område som du behandlar. Om det behandlade området är varmt och du känner obehag ska du försöka att röra enheten lite snabbare.

i Sluta omedelbart om du känner obehag.

12. **Rengör det behandlade området:** Ta bort överbliven gel från huden och skölj huden med ljummet vatten. Torka huden med en handduk och applicera en ansiktskräm för att lugna och fukta huden.

8. Rengöring, underhåll och förvaring

Rengör enheten efter varje behandling.

- ⚠ Sänk aldrig ner enheten eller några av dess delar i vatten.
- ◉ Stäng av enheten och koppla sedan ur den.
- ◉ Använd absorberande papper (som toalettpapper eller servetter) för att ta bort överbliven gel från behandlingsytan (#1). Säkerställ att du tar bort all överbliven gel för att förhindra gelen från att stelna eller skada enheten.
- ◉ Använd en ren fuktig trasa för att rengöra enheten och dess behandlingsyta (#1).
- ℹ Du kan använda rengöringsvätskor med upp till 70% alkohol men använd aldrig aceton eller andra polarande vätskor då de kommer skada din enhet.
- ◉ Till slut, torka av enheten och behandlingsytan (#1) med en torr trasa.
- ◉ Efter rengöring rekommenderar vi att du förvarar enheten i originalförpackningen. Förvara enheten och gelen på ett svalt, torrt ställe.

9. Felsökning

Problem	Kontroller
Enheten startar inte.	<ul style="list-style-type: none">Elnätsanvändning: Säkerställ, att väggadaptern (#7) är ordentligt ansluten till enheten, att den är isatt eluttaget och att du utför ett långt tryck på kontrollknappen (#4).Trådlös användning: Kontrollera att batterinivån inte är låg. I sådana fall ska du ansluta enheten till elnätet för att kunna utföra behandlingen.
Jag kan inte känna någon värme från enheten trots att jag tryckt på kontrollknappen (#4).	Värmen utstrålas endast när behandlingsytan (#1) är fullkomligt i kontakt med huden och du har strukit på gel före och/eller under behandlingen.
En eller flera lampor blinkar kontinuerligt.	Enheten krånglar. Koppla ur enheten och starta om.
Enheten har slutat fungera och är avstängd.	<ul style="list-style-type: none">Elnät och trådlöst: Ett långt tryck på kontrollknappen (#4) för att starta om enheten.Trådlös användning: Kontrollera att batterinivån inte är låg.

Vid problem eller frågor, vänligen kontakta kundservice.

10. Kundservice

För mer information se vår webbplats www.silkn.eu. Denna användarhandbok finns även som en nedladdningsbar PDF-fil från webbplatsen. Kontakta Silk'n kundservice för att rapportera verksamhet eller händelser, eller eventuella andra problem med din apparat.

Land	Kundtjänstnummer	E-postadress
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Nederlanderna	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andra länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Förbrukningsartiklar

Du kan köpa mer Silk'n Slider Gel på vår webbplats: www.silkn.eu.

12. Garanti

Se det separata produktgarantihäftet för fullständig information.

- i** Tillverkaren tar inget ansvar för skada eller skador som orsakats av otillbörlig eller felaktig användning.

13. Produktkassering

Detta avsnitt är tillämpligt i den Europeiska unionen och andra europeiska länder med separata insamlingssystem för återvinningsmaterial.

- Gamla apparater får inte slängas med hushållsavfallet!
- Om produkten inte längre kan användas ska den avfallshanteras i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Det garanterar att gamla apparater återvinns på ett fackmannamässigt sätt och undviker negativa konsekvenser för miljön.
- Släng inte med hushållsavfall! WEEE-direktivet kräver att du kasserar denna elektriska enhet (inklusive alla tillbehör och delar) vid en angiven återvinningsinsamling för elektriska enheter. Detta förhindrar att skadoämnen* frigörs till miljön. Kontrollera att enheten är i oladdat skick innan du kasserar den.

Produkter märkta med Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

14. Specifikationer

Modellnummer	H2120/H2130
Behandlingsområde	$468 \pm 5 \text{ mm}^2$
Teknik	Home Tightening™
Rött LED-ljus (våglängd; optisk utgångseffekt)	$630\text{nm} \pm 20\text{ nm}; 45 \pm 9\text{mW/cm}^2$
Infrarött (IR) ljus (våglängd; optisk utgångseffekt)	$850\text{nm} \pm 20\text{nm}; 57 \pm 11\text{ mW/cm}^2$
RF-energi (frekvens; maximal utgångseffekt)	$1 \text{ MHz} \pm 30\%; 10\text{W max}$
Drift och säkerhet	Värmestabilisator för att förhindra överhettning
Systemets vikt	150 g
Tid från minsta förvaringstemperatur mellan användningar till användningstemperatur då omgivande temperatur är 20 °C	30 min
Tid från högsta förvaringstemperatur mellan användningar till användningstemperatur då omgivande temperatur är 20 °C	30 min
Transport och förvaring mellan användning och lagringsförhållanden	Temperatur: -40 till 70 °C Relativ fuktighet: 10 % - 90 % Atmosfärtryck: 500 - 1060 [hPa]
Driftsförhållanden	Temperatur: 10 till 35 °C Relativ fuktighet: 30 % - 75 % Atmosfärtryck: 700 - 1060 [hPa]

Väggadapter		
Tillverkare	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
Registreringsnummer	064970	
Adress	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, FOLKREPUBLIKEN KINA	
Modell	KSA24A1200150H(x) (x) - anger olika ingångskontakter	
Ingångsspänning	100-240 V	
Ingående växelspänningsfrekvens	50/60 Hz	
Utgående likspänning	12.0 V	
Utgående strömstyrka	1,5 A	
Utgångseffekt	18 W	
Genomsnittlig aktiv effektivitet	85,5 %	
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	80,2 %	
Effektförbrukning utan belastning	0,08 W	
Uppladdningsbart litiumjonsbatteri	Modell	ICR18650-26H
	Nominell spänning	3,7 V likspänning
	Specifierad laddningskapacitet	2 600 mAh

SV

15. Rättsligt meddelande

Upphovsrätt 2021 © Home Skinovations Ltd. Alla rättigheter förbehalhs.

Home Skinovations Ltd innehår rättigheterna att ändra sina produkter och deras specifikationer för att kunna förbättra deras användning, pålitlighet och tillverkning. Information som ges av Home Skinovations Ltd Skall anses som sann och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Dock tar inte Home Skinovations Ltd något ansvar för användandet av produkten. Ingen licens beviljas genom dess implikation eller på annat sätt enligt eventuella patent- eller patenträttigheter från Home Skinovations Ltd. Inga delar av detta dokument får återskapas eller överföras till någon på något sätt, d.v.s. inte elektroniskt och inte mekaniskt för någon användning utan innehav av skriftligt godkännande från Skinovations Ltd. Data kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg. Home Skinovations Ltd innehår patent och patentansökningar som väntar på godkännande, varumärken, upphovsrätter och annan egendom som är ämnesfokus i detta dokument. Skapandet av detta dokument ger dig inga som helst licenser till innehavda patent, varumärken, upphovsrätter eller annan egendom förutom vid innehav av skriftligt godkännande från Home Skinovations Ltd. Specifikationerna kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg. Silk'n och Silk'n logotyp är registrerade varumärken för Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Indholdsfortegnelse

1.	Advarsler	262
2.	Kontraindikationer	265
3.	Sikkerhedsfunktioner.....	266
4.	Tegn og symboler	267
5.	Lær din enhedent at kende	268
5.1	Beskrivelse af enhedent	268
5.2	Beregnet anvendelse	268
5.3	Pakkens indhold.....	268
5.4	Enhedenets dele.....	269
5.5	Kontrolfunktioner og indstillinger	269
5.6	Opladning af batteriet.....	270
6.	Behandlinger.....	271
6.1	Behandlingsområder	271
6.2	Behandlingsplan	272
6.3	Hvad du kan forvente	273
6.4	Mulige bivirkninger.....	273
7.	Kom godt i gang!.....	274
8.	Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring	276
9.	Problemløsning.....	277
10.	Kundeservice.....	278
11.	Forbrugsstoffer	278
12.	Garanti	278
13.	Bortskaffelse af produktet	279
14.	Specifikationer.....	280
15.	Juridisk information	282

DA

1. Advarsler



Enheden samt alle dele må ikke bruges af følgende personer: børn, voksne med fysiske, følelsesmæssige eller psykologiske handicap, manglende erfaring eller viden om brug af enheden på en sikker måde eller som ikke kender risikoen derved.

Enheden er et elektrisk enheden, som derfor bør anvendes med omtanke. Før første anvendelse skal du læse hele brugermanualen og gemme den til senere brug. Sørg for at læse alle advarsler, kontraindikationer og sikkerhedsforanstaltninger inden i brugtagning og følg dem nøje. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med vejledningen inden hver behandling.

Sørg altid for at have tørre hænder før betjening af enheden, berøring af stikket eller tilslutning af opladeren til elforsyningen.

- Du må ikke placere eller opbevare vægadapteren på et sted, hvor det kan falde eller blive trukket ned i væske.
- Til opladning af batteriet må du kun bruge den medfølgende vægadapter.

- Brug ikke vægadapteren, hvis det er faldet ned i væske.
- Afbryd enheden fra elforsyningen efter opladning after batteriet.
- Opbevar enheden, alle dele og tilbehør på afstand af varme overflader.
- Efterlad ikke enheden uden opsyn, mens den er tilsluttet elforsyningen.
- Når enheden anvendes på badeværelset, skal det afbrydes efter brug. Vand i nærheden udgør en fare, selvom enhedentet er slukket.
- For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en supplerende strømenhed i det elektriske kredsløb. Den supplerende strømenhed skal have en nominel driftsspænding på maksimalt 30mA. Få vejledning fra installatøren.
- Forsøg ikke at ændre, åbne eller reparere din enhedent. Du kan udsætte dig selv for farlige elektriske komponenter og forårsage alvorlig skade på dig selv. Det vil gøre garantien ugyldig.

DA

- Må ikke anvendes, hvis der er dele eller tilbehør, som ikke leveres af producenten, eller hvis de er beskadiget eller ikke virker korrekt, eller hvis du ser eller lugter røg. I disse tilfælde skal du stoppe med at bruge enheden og kontakte kundeservice.
- Rengør ikke dele i opvaskemaskinen.
- Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af et barn.
- Børn må ikke lege med emballagen. De kan komme til skade med emballage eller komme til at sluge dele og få noget galt i halsen.
- Enhedenet indeholder batterier til engangsbrug.
- Du må ikke bruge apparatet i nærheden af vand, brusebåde, bassiner eller andre vandbeholdere.
- Enheden er designet og testet ifølge kravene for elektromagnetiske, elektrostatiske og radiobølge interferensstandarer. Dog er der fortsat mulighed for elektromagnetisk eller anden interferens. Ved at flytte på enheden kan man fjerne interferens.

2. Kontraindikationer



Må ikke anvendes, hvis du:

- bruger pacemaker eller defibrillator eller andet aktivt elektrisk implantat i kroppen.
- lider af en endokrine lidelser såsom diabetes og i skjoldbruskkirtlen, der er svær at kontrollere.
- med tidligere tilfælde eller lidelse af kræft eller præmalign mola.
- du har fået strålebehandling eller kemoterapi i de sidste 3 måneder eller du har områder med risiko for hudmalignitet.
- en sygdom relateret til fotosensitivitet, som porfyri, polymorf lyseruption, Urticaria solaris, lupus etc.
- som lider af epilepsi.
- er gravid eller ammende.
- unormal hudsygdom som følge af diabetes, systemisk eller anden stofskiftesygdom.



Du må ikke behandle områder med:

- permanent implantat såsom metalplader og skruer, silikoneimplantanter eller områder med indsprøjtet fyldning eller toxiner.
- hud med eksem i udbrud, psoriasis, skadet hud, åbne sår, åpne infektioner (kolde sår) eller unormal hud forårsaget af systemiske eller stofskiftesygdomme (for eksempel diabetes).
- traumatiseret eller skadet hud.

DA

- der for nylig har været i solen uden beskyttelse (vent 1 dag); solbrændt eller solskoldet hud, vent 3 dage.
- med kirurgisk indgreb 3 måneder inden behandling.
- tatoveringer.
- langt eller kraftigt hår Brug af enheden kan medføre mindre stødpletter.

⚠ Kontakt din læge, hvis du har:

- har taget steroider op til 3 måneder før behandlingen.
- couperose eller rosacea.
- tidligere sygdom stimuleret af varme, såsom tilbagefald af herpes simplex i behandlingsområdet. I så fald må du kun behandle følgende profylaktiske regime.
- taget receptpligtig medicin til huden inden for de sidste 6 måneder.
- en anden sygdom, som efter lægens eller dermatologens opfattelse betyder, at det er usikkert for dig at blive behandlet.
- tidligere tilfælde af hudlidelse, keloider, unormal sårheling og tør og skrøbelig hud.

3. Sikkerhedsfunktioner

Enhedentet beskytter huden mod overophedning.

- **Termisk sensor og varmestabilisator:** De måler hudtemperaturen, stabiliserer varmeenergi og forhindrer overophedning. Når hudtemperaturen når 42°C - 43°C, vil stabilisatoren automatisk stoppe med at udsende varme til hudtemperaturen falder nok og til at stabilisatoren kan fortsætte med at varme.

- **Bevægelsessensor:** Med sensoren kan enheden kun udsende infrarød varme, når du bevæger det mod huden.

4. Tegn og symboler

	Et udsagn eller en hændelse med tegn på mulig eller nærtstående fare eller problem ved brug af enheden.
	Vigtig information om brug eller vedligeholdelse af enheden.
	Produkter mærket med dette symbol opfylder gældende krav i EU-direktiver.
	Klasse II. VægadAPTEREN er beskyttet mod elektrisk stød ved hjælp af dobbelt isolering.
	Polaritet af jævnstrømskonnektor.
	Jævnstrøm af jævnstrømskonnektor.
	Advarsel: Du må ikke bruge enhedenet i nærheden af vand, brusebade, bassiner eller andre vandbeholdere.
	Du må ikke bortskaffe enheden sammen med almindeligt affald. Bortskaf i overensstemmelse med landets love og hjælp med at beskytte miljøet. I overensstemmelse med WEEE-direktivet.
	Lithium-ion inside.
	Det indbyggede genopladelige batteri indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før kassere batteriet på et officielt batterier genbrugsstation.

- i** Enheden er ikke egnet til brug i nærheden af brandbar anæstetisk blanding med luft eller ilt eller lattergas.

DA

5. Lær din enhedent at kende

5.1 Beskrivelse af enhedent

Enhedenet er en ansigtsbehandlingsenhed med baseret på HT™-teknologi. Denne teknologi kombinerer tre slags energi: Infrarød (IR) varmeenergi, som påvirker det øvre lag af huden med henblik på bedre hudtekstur, behandling med laser (LLLT), som trænger ind i dermis og forynger og gendanner kollagen, og Bi-Polar Radio Frequency (RF) energi, som trænger dybt ind i det sub-dermale fedtlag og strammer det dybe væv og reducerer rynker.

Enhedenet har en behandlingsoverflade med 3 elektroder og en kontrolknap med 5 indikatorlys rundt om. Enhedenet har genopladeligt batteri til ledningsfri anvendelse og en vægadAPTER for tilslutning til elforsyningen.

5.2 Beregnet anvendelse

Enhedenet er et receptfrit håndholdt udstyr beregnet til midlertidig reduktion aftegn på milde og moderate ansigtsrynker og stram hud. Enhedenet er beregnet til privat behandling af brugeren selv og er ikke egnet til erhvervsmæssigt brug. Den må ikke bruges til noget andet formål end det, som beskrives i brugermanualen.

5.3 Pakkens indhold

Pakkens indhold afhænger af, hvad du har købt.

- Din Silk'n-enhed
- VægadAPTER til vekselstrøm og jævnstrøm
- Silk'n Slider Gel
- Brugermanual
- Hurtigvejledning
- Garantihæfte

5.4 Enhedentets dele

Se tegningen på side (i) Forrest i manualen for placering af hver funktion.

- Behandlingsoverflade (#1)
- Elektroder (#2)
- 4 Indikatorlys for energiniveau (#3)
- Kontrolknap (#4)
- Batteriets indikatorlys (#5)
- Adaptersokkel (#6)
- Adapter med kabel (#7)

5.5 Kontrolfunktioner og indstillinger


Knap	Handling	Funktion / Mode
 #4	Langt tryk x 1	Starter enhedentet. Energiniveau 1 - 1 lys tændt
	Kort tryk x 1	Energiniveau 2 - 2 lys tændt
	Kort tryk x 2	Energiniveau 3 - 3 lys tændt
	Kort tryk x 3	Energiniveau 4 - 4 lys tændt
	Kort tryk x 4	Tilbage til niveau 1
	Et langt tryk	Slukker enhedentet
 #3	Viser det valgte energiniveau.	Der er et lys for hvert energiniveau. Niveau 1 er det laveste energiniveau og niveau 4 er det højeste.
 #5	Grøn (blinker) Grøn (konstant) Orange (blinker) Orange (konstant)	Enhedsopladning Enhed opladet Lav opladning af batteri Batteri er ikke opladet, behandlingsfunktion inaktiv

DA

5.6 Opladning af batteriet

1. Oplad enheden før første gang, at den bruges.
2. Sæt vægadapterkabel (#7) i enheden og tilslut vægadapter (#7) til elforsyningen. Batteriindikatorlyset (#5) blinker grønt.
3. Placer vægadapteren (#7) så elforsyningsstikket let kan afbrydes.

i Batteriets ikon skifter ikke farve.



Første opladning



Timer

Løbende opladning



Timer

Ledningsfri brug




Minutter

i Du kan bruge enheden, mens den er tilsluttet netspænding. Batteri-indikatorlyset (#5) vil være slukket.

6. Behandlinger

6.1 Behandlingsområder

Der er 6 behandlingsområder for ansigt og hals




Behandlingsområde	Formål
1. Panden: samt mellem øjenbryn	Strammere hud
2. Venstre kind: samt rundt om og under øjnene	Behandling af fine linjer og skabe volumen
3. Højre kind: samt rundt om og under øjnene	
4. Øverste læbe: samt næse-læbefure	Stramning og fjernelse af rynker
5. Hage: og kæbelinje	Stramning og fjernelse af rynker
6. Hals	Blødere hud

DA

6.2 Behandlingsplan

- Hvert **område behandles** separat i mindst 15 minutter. Du kan behandle lige så mange områder, som du ønsker ad gangen.
- For det bedste resultat skal du udføre behandlingen på det energiniveau, der er behageligt for dig.
- Brug enheden til 2 sessioner om ugen i 10 uger. Du kan begynde at se resultater efter 5 uger / 10 behandlinger.



Anbefalet antal behandlinger

- Behandles en gang hver 2. uge derefter for, at resultatet holder.

For det bedste resultat:

- Sørg for der er nok gel på behandlingsoverfladen (**#1**) hele tiden i løbet af behandlingen.
- Lad ikke enheden blive på det samme sted på huden. Sørg for at bevæge enheden over hele behandlingsområdet. Dermed kan du undgå at behandlingsområdet bliver for varmt og det reducerer risikoen for bivirkninger.
- Sørg for de 3 elektroder (**#2**) altid er i fuld kontakt med huden.
- Hvis energiniveauet føles ubehageligt, så reducer til et niveau, der er behageligt for dig.
- Skift kun energiniveau, når behandlingsoverfladen (**#1**) **ikke** er i kontakt med huden.

6.3 Hvad du kan forvente

Under en behandling er det normalt at opleve og føle:

- en varm følelse.
- mindre rødmen eller hævelse, som bør aftage i løbet af et par timer eller efter en dag.

6.4 Mulige bivirkninger

Hvis du følger vejledningen fuldt ud og er opmærksom på alle advarsler og kontraindikationer, så er komplikationer og bivirkninger uhyre sjældne. Men enhver kosmetisk procedure, herunder dem, der er beregnet til brug i hjemmet, indebærer en vis grad af risiko. Det er derfor vigtigt, at du forstår og accepterer eventuelle risici og komplikationer.

- Ødem (hævning) og erythem (rødmen) er sjældne reaktioner på behandling, som i de fleste tilfælde forsvinder i løbet af få dage. Hvis disse symptomer opstår, skal du straks bruge en fugtig klud til at køre området i mindst 15 minutter med kølende creme.
 - I sjældne tilfælde kan brugeren opleve udvidelse af de overfladiske blodkapilære. Det kan føre til midlertidig rødmen et par dage. Der kan opstå røde prikker i kapilarer, som forsvinder med tiden. Ses disse symptomer, anbefaler vi, at du straks kører området med køligt vand.
- i** Kontakt lægen, hvis du oplever fortsatte symptomer og smerte, rødmen af huden, hævelse eller en brændende fornemmelse.
- i** I tilfælde af uventede bivirkninger såsom kløe i løbet af 48 timer efter første behandling skal der søges læge, før behandlingen fortsættes.

DA

7. Kom godt i gang!

1. Skal du sørger for, at huden er ren og tør og at du har fjernet alle dine smykker.
2. Tag enheden og de øvrige komponenter ud af pakken.
3. Skal du fjerne beskyttelsesfolien, som dækker elektroderne. (**#2**).
4. Vælg om du ønsker at bruge enheden ledningsfrit eller tilsluttet elforsyningen.
 - **Ledningsfri:** Kontroller, at batteriet ikke er lavt, før du starter en behandling.
 - **Elforsyning:** Sæt vægadapterkabel (**#7**) i vægadapterens sokkel (**#6**) og tilslut til elforsyningen.
5. **Start enheden:** Et langt tryk the kontrolknap (**#4**). Enheden starter på energiniveau 1 automatisk og en indikatorlys for energiniveau 1 (**#3**) lyser.




- i** Kontroller, at udløbsdato for gel ikke er overskredet.
6. Påfør et tyndt lag Silk'n Slider Gel på behandlingsoverfladen (**#1**).

i Silk'n Slider Gel (eller andet vandbaseret, gennemsigtig gel) fremmer en glidende bevægelse på behandlingsoverfladen på huden og fremmer ledningsevnen. Med henblik på sikker og effektiv behandling, skal du starte med at anvende Silk'n Slider Gel og påføre yderligere gel efter behov.

 7. Med energiniveau 1 placeres enheden på det område, som du ønsker at behandle. Sørg for at der fuld kontakt med huden. Du oplever en blid varme.

8. Flyt enheden forsigtigt i en lineær bevægelse på det område, som du ønsker at behandle. Gør det langsomt og omhyggeligt. Fortsæt med at bevæge enheden så de 3 elektroder holder sig i god kontakt med huden, som du behandler.
9. Mens enheden hele tiden bevæges, behandles **hvert** område i mindst 15 minutter.
10. Viser energiniveauet gradvist. Brug det højeste energiniveau for at få det bedste resultat, men det er vigtigt, at du vælger energiniveau, som er det mest behageligt for det område, som du behandler.



- i** Du kan føle hudtemperaturen stiger, når du øger energiniveauet. Det tager normalt 1-2 minutter for enheden at nå den ønskede temperatur. I løbet af behandlingen bliver huden lidt rød. Bare rolig, det er normalt.
11. Prøv dig frem ved at bevæge enheden langsomt over behandlingsområdet. Hvis behandlingsområdet er varmt og du føler ubehag, så prøv at bevæge enheden lidt hurtigere.
 - i** Stop straks, hvis du oplever ubehag.

DA

12. **Gør behandlingsområdet rent:** Fjern overskydende gel fra huden og skyl med lunkent vand. Tør huden med et håndklæde og påfør ansigtscreme for at blødgøre huden.

8. Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

Rens enheden efter hver behandling.

- ⚠ Nedsænk ikke enheden eller delene i vand.
- Sluk for enheden og afbryd den.
- Brug toiletpapir eller servietter til at fjerne overskydende gel på behandlingsoverfladen (**#1**). Sørg for at fjerne overskydende gel for at forhindre det sætter sig fast eller skader enheden.
- Brug en fugtig klud til at rengøre enheden og behandlingsoverfladen (**#1**).
- ℹ Du kan bruge rengøringsvæske med op til 70% alkohol men brug ikke acetone eller væske med ridsevirkning, idet det kan beskadige enheden.
- Til slut skal du tørre enheden af samt behandlingsoverfladen (**#1**) og tørre med tør klud.
- Efter rengøring anbefaler vi, at du opbevarer enheden i den originale emballage. Enhed og gel skal opbevares på et tørt sted.



9. Problemløsning

Problem	Kontroller
Enheden vil ikke starte.	<ul style="list-style-type: none">Elforsyning: Sørg for vægadapter (#7) er korrekt tilsluttet enheden, at den er tilsluttet strømmen og at du har trykket på kontrolknappen (#4).Ledningsfri: Kontroller, at batteriet ikke er lavt. Er batteriet lavt, så tilsluttes enheden til netforsyningen for at udføre behandlingen.
Jeg kan ikke føle nogen varme fra enheden, selvom jeg trykker på kontrolknappen (#4).	Der udsendes kun varme, hvis behandlingsoverfladen (#1) er i fuld kontakt med huden og du har påført nok gel før og efter behandlingen.
Et eller flere lys blinker hele tiden.	Enheden er behæftet med fejl. Tag enheden ud af stikket og genstart,
Enheden virker ikke mere og er slukket.	<ul style="list-style-type: none">Netforsyning og ledningsfri: Langt tryk på kontrolknappen (#4) for at genstarte enheden.Ledningsfri: Kontroller, at batteriet ikke er lavt.

Hvis du oplever problemer eller har nogen spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice.

DA

10. Kundeservice

Få mere information på vores websted, www.silkn.eu. Denne brugermanual er også tilgængelig som PDF download fra vores website. Kontakt Silk'ns kundeservice for at rapportere en uventet funktion eller hændelse eller andet problem med enheden.

Land	Servicenummer	E-mail
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrig	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Holland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannien	0906-2130009	customercareuk@silkneu
Andre lande	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Forbrugsstoffer

Du kan købe mere Silk'n Slider Gel på vores webstedet: www.silkn.eu.

12. Garanti

Se garantihæfte for alle oplysninger.

- i** Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skade eller personskade som følge af upassende eller forkert brug.

13. Bortskaffelse af produktet

Nærværende afsnit gælder i EU og øvrige europæiske lande med særskilte renovationssystemer til genbrugsmateriale.

- Gamle apparater må ikke bortsaffes sammen med husholdningsaffald!
- Hvis produktet på et senere tidspunkt ikke længere kan bruges, så skal det bortsaffes ifølge de gældende lokale eller nationale bestemmelser. Det betyder, at gammelt udstyr genbruges professionelt og man undgår negative miljøpåvirkninger.
- Du må ikke bortsaffe enheden sammen med almindeligt affald! Ifølge WEEE-direktivet skal du bortsaffe elektrisk apparat (samt tilbehør og dele) på den relevante genbrugsstation til elektrisk udstyr. Dermed undgås udledning af skadelige stoffer* i miljøet. Sørg for at enheden ikke er opladet før bortsaffelse.

* Produkter mærket Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

DA

14. Specifikationer

Modelnummer	H2120/H2130
Behandlingsområde	$468 \pm 5\text{mm}^2$
Teknologi	Home Tightening™
Rødt LED-lys (bølgelængde; optisk udgangseffekt)	$630\text{nm} \pm 20\text{ nm}$; $45 \pm 9\text{mW/cm}^2$
Infrarødt (IR) lys (bølgelængde; optisk udgangseffekt)	$850\text{nm} \pm 20\text{nm}$; $57 \pm 11\text{ mW/cm}^2$
Radiobølgeenergi (frequency; maximum output power)	1 MHz 30%; 10W maks.
Drift og sikkerhed	Varmestabilisering for at forhindre overophedning
Systemvægt	150 g
Tid fra mindste lagringstemperatur mellem brug til mindste driftstemperatur med en temperatur på 20°C i omgivelserne	30 minutter
Tid fra maksimal opbevaringstemperatur mellem brug til maksimal driftstemperatur med en temperatur på 20°C i omgivelserne	30 minutter
Transport & opbevaring mellem brug og opbevaringsbetingelser	Temperatur: minus 40 til 70°C Relativ fugtighed: 10% - 90% Atmosfærisk tryk: 500 - 1060 hPa

Opbevaringsbetingelser	Temperatur: 10 til 35°C Relativ fugtighed: 30% - 75% Atmosfærisk tryk: 700 - 1060 hPa						
Vægadapter							
Producent	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.						
Registreringsnr	064970						
Adresse	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, FOLKEREPUBLIKKEN KINA						
Model	KSA24A1200150H(x) (x) – angiver forskellige indgangsstik						
Indgangsspænding	100-240 V						
Indgangs- og vekselstrømsfrekvens	50/60 Hz						
Udgangs- og jævnstrømsspænding	12,0 V						
Udgangsspænding	1,5 A						
Udgangseffekt	18 W						
Gennemsnitlig aktiv effekt	85,5 %						
Effektivitet ved lav belastning (10%)	80,2 %						
Strømforbrug uden belastning	0,08 W						
Genopladeligt Li-on batteri	<table border="1"> <tr> <td>Model</td><td>ICR18650-26H</td></tr> <tr> <td>Nominel spænding</td><td>3.7Vdc</td></tr> <tr> <td>Nominel kapacitet</td><td>2600mAh</td></tr> </table>	Model	ICR18650-26H	Nominel spænding	3.7Vdc	Nominel kapacitet	2600mAh
Model	ICR18650-26H						
Nominel spænding	3.7Vdc						
Nominel kapacitet	2600mAh						


DA

15. Juridisk information

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

HomeSkinovationsLtdforbeholdersig rettilatforetage ændringer af deres produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, troværdigheden eller forarbejdningsevnen. Informationen, der tilvejebringes af Home Skinovations Ltd, anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. Home Skinovations Ltd påtager sig imidlertid intet ansvar for dets anvendelse. Der gives ingen licens ud fra deres implikationer eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende Home Skinovations Ltd. Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan ændres uden varsel. Home Skinovations Ltd har patenter og patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder, der dækker emner i dette dokument. Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra Home Skinovations Ltd. Specifikationer kan ændres uden varsel. Silk'n og logoet for Silk'n er registrerede varemærker ejet af Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Issue Date: 01/2021



PB118056A


HomeSkinovations™
Invention Works B.V.
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands
www.silkn.eu • info@silkn.eu

CE