

# Silk'n®

Beautiful Technology

## FRESHPEDI




### FTC03



EN  
DE  
FR  
NL  
ES  
PT  
GR  
TR  
IT  
NO  
SV  
DA

- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DE USUARIO
- PT MANUAL DO UTILIZADOR

- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE D'USO
- NO BRUKERHÅNDBOK
- SV ANVÄNDARMANUAL
- DA BRUGERMANUAL



## **Legal notice**

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silk'n Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silk'n Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Table of contents

<b>1</b>	<b>Package contents/device parts</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>General information</b>	<b>5</b>
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	5
<b>3</b>	<b>Safety</b>	<b>6</b>
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	6
<b>4</b>	<b>Checking the product and package contents</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Charging</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Operation</b>	<b>11</b>
6.1	Attaching or replacing the grinding disc	11
6.2	Starting and ending the treatment	12
<b>7</b>	<b>Cleaning</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Storage</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>Technical data</b>	<b>13</b>
<b>11</b>	<b>Disposal</b>	<b>14</b>
11.1	Disposing of the packaging	14
11.2	Disposing of the product	14
<b>12</b>	<b>Warranty</b>	<b>15</b>
<b>13</b>	<b>Customer service</b>	<b>15</b>

# I Package contents/device parts

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1 Medium grinding disc*        | 7 Coarse grinding disc |
| 2 Grinding head (with spindle) | 8 Fine grinding disc   |
| 3 Dust chamber cover           | 9 Cover                |
| 4 Operation button (⏻)         | 10 Disc remover        |
| 5 Charging port                | 11 USB cable           |
| 6 Display                      | 12 Cleaning brush      |

\*Already attached to the grinding head.

## 2 General information

### 2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this callus remover FreshPedi (hereafter referred to as the "product"), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

### 2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.



#### **WARNING!**

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

#### **NOTICE!**

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the United Kingdom.



The product is protected against water immersion for up to 30 minutes at a depth of 1 m.

## 3 Safety

### 3.1 Proper use

The product is exclusively designed for removing calluses on the feet. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes. Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

### 3.2 Safety instructions

#### **WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- Only use the product with the supplied USB cable.
- Only connect the USB cable of the product to a suitable mains adaptor (IEC/EN 60335 certified SELV power supply), connected to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains supply in the event of a problem.
- Do not use the product if it is damaged or if the USB cable is defective.

- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
- Keep the USB cable away from water or other liquids. It is not waterproof.
- Do not leave the product submerged in water (max. 1 m) or under running water for more than 30 minutes.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the USB cable when you are not charging the product.
- Never touch the USB cable with wet or damp hands.
- Never insert any objects into the housing.
- Keep all parts of the product away from open flames and hot surfaces.
- Lay the USB cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not pull the USB cable out of the mains

adaptor by the cord; instead, always pull it out by the cable plug.

- Do not kink the USB cable and do not lay it over sharp edges.
- Only use the product indoors.

### **WARNING! RISK OF INJURY!**

- The product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by unsupervised children.
- Keep children under the age of 8 away from the product and USB cable.
- Make sure that children do not play with the plastic wrapping. They may get caught in it when playing and suffocate.
- Only use the product after the grinding disc is properly installed.
- Only use the product on your feet to treat calloused skin. Do not use it on other parts of the body and on soft or thin parts of the skin.
- Only use the product for dry treatment of



skin (do not use any additives such as oils or lotions).

- Do not continuously treat one spot of your skin for more than 2 to 3 seconds at a time.
- Do not use the product directly on or near open wounds and inflamed areas of the skin or to remove warts.
- Immediately stop using the product if you experience pain or skin irritation.
- Consult a doctor if you are not sure whether the product is suitable for you (e.g. you suffer from skin diseases or diabetes, you are pregnant, or you are using a pacemaker).
- For hygienic reasons, the product should only be used by one person.
- Keep the product away from hair, wigs and other long flexible objects, e.g. shoelaces, threads, textile fibres.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- If battery fluid comes into contact with skin, eyes or mucous membrane, wash and rinse the affected areas immediately with clean water. Consult a physician if necessary.
- The battery must not be disassembled, short-circuited or thrown into a fire.

## NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Avoid leaving the product in direct sunlight and never expose it to extreme heat.
- Do not place the product on the edge of a surface to avoid dropping.
- Only use the product with the original accessories.
- Never fill the housing of the product with liquid.

## 4 Checking the product and package contents

### NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
1. Take the product out of the packaging.
  2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
  3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

## 5 Charging

### WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not charge the product when it is wet. Make sure it is dry before charging.
- Only charge the product with the supplied USB cable.

- Only charge the product at temperatures between 0 and 40 °C.
- Always unplug the product after charging has been completed.



- Fully charge the product before first use and when the battery power is low.
- The remaining battery power level shows in the display **6** (indicated by %). Recharge the product when the battery power is low.
- The product cannot be used during charging.

1. Plug the smaller end of the USB cable **11** into the charging port **5** of the product.
2. Plug the larger end of the USB cable into the USB port of a compatible USB power source (e.g. USB power adapter) for charging.

Charging starts automatically. The current battery power level shows in the display (indicated by %).

3. When charging is done, unplug the USB cable from the charging port and the USB power source.

## 6 Operation



- Before treating an area of your feet for the first time, perform a skin sensitivity test on a spot on your foot for maximum 3 seconds. Start your treatment only if there is no adverse reaction.
- You can purchase new grinding discs on our website at [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

### 6.1 Attaching or replacing the grinding disc

The product includes 3 grinding discs **8/1/7** (Fine, Medium and Coarse). Start with the Fine grinding disc until you are sure there is no adverse reaction.

1. Remove the cover **9** if it is attached to the product.
2. Remove the attached grinding disc from the product.

If necessary, attach the hooks of the disc remover **10** to the grinding disc and then pull it up to remove the grinding disc (see step 1 in **Fig. B**).

3. Gently push the desired grinding disc onto the spindle of the grinding head **2** (see step 2 in **Fig. B**).

You will hear a click sound when the grinding disc is securely snapped into place.

## 6.2 Starting and ending the treatment

1. Make sure your feet are clean and completely dry.
2. Press the operation button (⏻) **4** once.  
The product is now turned on at a low speed. The “1” icon in the display **6** turns on.
3. Press the operation button (⏻) again to increase the speed level.  
The product is now operating at a high speed. The “2” icon in the display turns on.
4. Move the grinding head **2** over the parts of your skin you intend to treat. In the process, apply gentle pressure and only keep the grinding disc on a spot on your skin for 2 to 3 seconds at a time, then check the result (see **Fig. C**).  
The dust created during treatment will be sucked into the dust chamber behind the grinding head.
5. When treatment is done, press the operation button (⏻) a third time to turn the product off.

## 7 Cleaning

### **WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

- Always unplug the product from power before cleaning.

### **NOTICE! RISK OF DAMAGE!**

- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers, and the like.

Clean the product after each use.

1. Make sure the product is turned off and is not being charged.
2. Slide open the dust chamber cover **3** and empty the dust collected inside the dust chamber (see **Fig. D**).  
Use the cleaning brush **12** if necessary.

- Rinse the grinding disc **1**/**7**/**8**, the dust chamber and the body of the product under running water (see **Fig. D**). You may turn on the product for a few seconds for more efficient cleaning.
- Wipe dry all parts of the product after cleaning.
- Replace the dust chamber cover before using the product again.

## 8 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store all parts in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Attach the cover **9** to protect the grinding disc **1**/**7**/**8** for storage.

## 9 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not start.	Make sure the product is properly charged (see chapter "Charging").
Charging does not start.	Make sure the USB cable <b>11</b> is securely connected to the product and the USB port of a compatible USB power source.

## 10 Technical data

Model:	FTC03
Voltage:	DC 3.7 V
Power:	6 W
Battery capacity:	2,000 mAh (lithium)
Speed settings:	2 (low/high)
Rotation speed:	1,900 rpm (low speed) 2,200 rpm (high speed)

Charging time:	2–2.5 hours
IP code:	IPX7 (protected against water immersion for up to 30 minutes at a depth of 1 m)
Use time:	Approx. 150 min per full charge
Dimensions:	165 × 76 × 50 mm

## II Disposal

### II.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

### II.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



**Old appliances may not be disposed of in the household waste!**

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county.** This ensures that old appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

**Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!**



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances\* or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

\* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

## **12 Warranty**

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

## **13 Customer service**

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Service number: 0906-2130009

Email: [customer-careuk@silkn.eu](mailto:customer-careuk@silkn.eu)

## Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



# Inhaltsverzeichnis

DE

<b>1</b>	<b>Lieferumfang/Geräteteile</b>	<b>18</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>18</b>
2.1	Lesen und Aufbewahren der Bedienungsanleitung	18
2.2	Symbolerklärung	18
<b>3</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>19</b>
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	19
3.2	Sicherheitshinweise	19
<b>4</b>	<b>Produkt und Lieferumfang prüfen</b>	<b>24</b>
<b>5</b>	<b>Laden</b>	<b>24</b>
<b>6</b>	<b>Bedienung</b>	<b>25</b>
6.1	Hornhaut-Entfernungsscheiben anbringen oder wechseln	26
6.2	Behandlung starten und beenden	26
<b>7</b>	<b>Reinigung</b>	<b>27</b>
<b>8</b>	<b>Aufbewahrung</b>	<b>27</b>
<b>9</b>	<b>Fehlersuche</b>	<b>28</b>
<b>10</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>28</b>
<b>11</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>29</b>
11.1	Entsorgen der Verpackung	29
11.2	Entsorgen des Produkts	29
<b>12</b>	<b>Garantieinformationen</b>	<b>30</b>
<b>13</b>	<b>Kundenservice</b>	<b>30</b>

# I Lieferumfang/Geräteteile

- |   |                                       |    |                                    |
|---|---------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Hornhautentfernungs-Scheibe* (Mittel) | 7  | Hornhautentfernungs-Scheibe (Grob) |
| 2 | Schleifkopf (mit Welle)               | 8  | Hornhautentfernungs-Scheibe (Fein) |
| 3 | Abdeckung der Staubauffangkammer      | 9  | Abdeckung                          |
| 4 | Bedientaste (⏻)                       | 10 | Scheibentferner                    |
| 5 | Ladeanschluss                         | 11 | USB-Kabel                          |
| 6 | Display                               | 12 | Reinigungsbürste                   |

\*Bereits am Schleifkopf befestigt.

## 2 Allgemeines

### 2.1 Lesen und Aufbewahren der Bedienungsanleitung



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Hornhautentferner FreshPedi (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### 2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

#### **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

# HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zu Handhabung und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.

**IPX7**

Das Produkt ist bei Eintauchen in Wasser bei einer Tiefe von 1 m für bis zu 30 Minuten geschützt.

## 3 Sicherheit

### 3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Entfernen von Hornhaut an den Füßen vorgesehen. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### 3.2 Sicherheitshinweise



## **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Schließen Sie das USB-Kabel des Produkts nur an ein geeignetes Netzteil (nach IEC/EN 60335 zertifiziertes SELV-Netzteil) an,

das wiederum an eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen ist, sodass Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder das USB-Kabel defekt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Halten Sie das USB-Kabel von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Es ist nicht wasserdicht.
- Tauchen Sie das Produkt nicht länger als 30 Minuten ins Wasser (max. 1 m Tiefe) und halten Sie es nicht länger als 30 Minuten unter fließendes Wasser.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt.

Trennen Sie immer das USB-Kabel von der Stromversorgung, wenn Sie das Produkt nicht laden.

- Fassen Sie das USB-Kabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Halten Sie alle Teile des Produkts von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Legen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das USB-Kabel nicht am Kabel aus dem Netzteil, sondern fassen Sie immer den Stecker des Kabels an.
- Knicken Sie das USB-Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.



### **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und wenn

sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Produkt und vom USB-Kabel fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Verwenden Sie das Produkt erst, wenn die Hornhaut-Entfernungsscheibe richtig angebracht ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur zur Behandlung von verhärteter Haut an den Füßen. Verwenden Sie es nicht an anderen Körperteilen und an weichen oder dünnen Hautpartien.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die Trockenbehandlung der Haut (verwenden Sie keine Zusätze wie Öle oder Lotionen).
- Behandeln Sie einzelne Hautstellen jeweils maximal 2 bis 3 Sekunden am Stück.
- Verwenden Sie das Produkt nicht direkt auf oder in der Nähe von offenen Wunden und entzündeten Bereichen der Haut oder zum Entfernen von Warzen.

- Wenn bei Ihnen Schmerzen oder Reizungen auftreten, verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr.
- Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob das Produkt für Sie geeignet ist (wenn Sie beispielsweise an Hautkrankheiten oder Diabetes leiden, wenn Sie schwanger sind oder wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen).
- Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer Person verwendet werden.
- Halten Sie das Produkt von Haaren, Perücken und anderen langen, beweglichen Gegenständen wie Schnürsenkeln, Fäden, Textilfasern usw. fern.
- Bei missbräuchlicher Verwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten – vermeiden Sie den Kontakt damit. Aus Batterien austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit Batterieflüssigkeit, waschen und spülen Sie die betreffenden Stellen unverzüglich mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.

## HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Setzen Sie das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch extremer Hitze aus.
- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand einer Oberfläche, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem Originalzubehör.
- Befüllen Sie das Gehäuse des Produkts niemals mit Flüssigkeiten.

### 4 Produkt und Lieferumfang prüfen

## HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
  1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
  3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

### 5 Laden

## WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Laden Sie das Produkt nicht, wenn es nass



ist. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass das Produkt trocken ist.

DE

- Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Laden Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C.
- Trennen Sie das Produkt stets von der Stromversorgung, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen wurde.



- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwacher Akkuleistung vollständig auf.
- Die verbleibende Akkuleistung wird auf dem Display **6** angezeigt (dargestellt in %). Laden Sie das Produkt bei schwacher Akkuleistung auf.
- Während des Ladens darf das Produkt nicht verwendet werden.

1. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels **11** in den Ladeanschluss **5** des Produkts.
2. Stecken Sie zum Laden das größere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss einer geeigneten USB-Stromquelle (z. B. USB-Netzteil).

Der Ladevorgang startet automatisch. Die aktuelle Akkuleistung wird auf dem Display angezeigt (dargestellt in %).

3. Nach Beendigung des Ladevorgangs ziehen Sie das USB-Kabel vom Ladeanschluss und der USB-Stromquelle ab.

## 6 Bedienung



- Bevor Sie einen Bereich an den Füßen zum ersten Mal behandeln, führen Sie für maximal 3 Sekunden einen Hautverträglichkeitstest an einer Stelle durch. Beginnen Sie nur dann mit der Behandlung, wenn keine auffällige Hautreaktion auftritt.
- Auf unserer Website unter „www.silkn.eu“ können Sie neue Hornhaut-Entfernungsscheiben kaufen.

## 6.1 Hornhaut-Entfernungsscheiben anbringen oder wechseln

Zum Produkt gehören 3 Hornhaut-Entfernungsscheiben **8**/**1**/**7** (Fein, Mittel und Grob). Beginnen Sie mit der feinen Hornhaut-Entfernungsscheibe, bis Sie sicher sind, dass Sie die Behandlung gut vertragen.

1. Nehmen Sie die Abdeckung **9** ab, falls sie am Produkt angebracht ist.
2. Entfernen Sie die montierte Scheibe vom Produkt.  
Haken Sie gegebenenfalls den Scheibenentferner **10** an der Scheibe ein und ziehen Sie ihn dann nach oben, um die Scheibe zu lösen (siehe Schritt 1 in **Abb. B**).
3. Drücken Sie die gewünschte Scheibe sanft auf die Welle des Schleifkopfs **2** (siehe Schritt 2 in **Abb. B**).  
Wenn die Scheibe einrastet, hören Sie ein Klicken.

## 6.2 Behandlung starten und beenden

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Füße sauber und vollständig trocken sind.
2. Drücken Sie einmal die Bedientaste (**⏻**) **4**.  
Das Produkt ist nun eingeschaltet und auf niedrige Geschwindigkeit eingestellt. Das Symbol „1“ erscheint auf dem Display **6**.
3. Drücken Sie die Bedientaste (**⏻**) erneut, um die Geschwindigkeitsstufe zu erhöhen.  
Das Produkt ist nun auf hohe Geschwindigkeit eingestellt. Das Symbol „2“ erscheint auf dem Display.
4. Führen Sie den Schleifkopf **2** über die zu behandelnden Hautpartien. Üben Sie dabei leichten Druck aus und wenden Sie den Schleifkopf jeweils maximal 2 bis 3 Sekunden auf einer Hautstelle an. Prüfen Sie dann das Ergebnis (siehe **Abb. C**).  
Der während der Behandlung erzeugte Staub wird in die Staubauffangkammer hinter dem Schleifkopf gesogen.
5. Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, drücken Sie die Bedientaste (**⏻**) ein drittes Mal, um das Produkt auszuschalten.

## 7 Reinigung

DE


### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer von der Stromversorgung.




### **HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metallborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist und sich nicht im Ladevorgang befindet.
2. Schieben die Abdeckung der Staubauffangkammer  auf und entfernen Sie den darin aufgefangenen Schleifstaub (siehe **Abb. D**).

Verwenden Sie dazu die Reinigungsbürste , falls nötig.





3. Spülen Sie die Hornhaut-Entfernungsscheibe //, die Staubauffangkammer und das Gehäuse des Produkts unter fließendem Wasser ab (siehe **Abb. D**).

Für eine effizientere Reinigung kann das Produkt einige Sekunden lang eingeschaltet werden.

4. Trocknen Sie nach der Reinigung alle Teile des Produkts ab.
5. Setzen Sie vor dem nächsten Gebrauch des Produkts die Abdeckung wieder auf die Staubauffangkammer.


## 8 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie alle Teile an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bringen Sie die Abdeckung  an, um die Hornhaut-Entfernungsscheibe // während der Aufbewahrung zu schützen.

## 9 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß geladen ist (siehe Kapitel „Laden“).
Der Ladevorgang startet nicht.	Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel  korrekt mit dem Produkt und dem USB-Ladeanschluss einer geeigneten USB-Stromquelle verbunden ist.

## 10 Technische Daten

Modell:	FTC03
Spannung:	DC 3,7 V
Stromversorgung:	6 W
Akkukapazität:	2.000 mAh (Lithium)
Akkutyp:	1 x 2.000 mAh, Lithium (wiederaufladbar)
Geschwindigkeitseinstellungen:	2 (niedrig/hoch)
Rotationsgeschwindigkeit:	1.900 U/min (niedrige Geschwindigkeit) 2.200 U/min (hohe Geschwindigkeit)
Ladedauer:	2–2,5 Stunden
Schutzart:	IPX7 (geschützt gegen die Wirkungen beim Eintauchen in Wasser für bis zu 30 Minuten bei einer Tiefe von 1 m)
Nutzungsdauer:	Ca. 150 Minuten je volle Ladung
Abmessungen:	165 × 76 × 50 mm

# II Entsorgung

## DE II.1 Entsorgen der Verpackung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### II.2 Entsorgen des Produkts

(Gilt für die Europäische Union und andere europäische Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE 17485055



**Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet,

**Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel**

**abzugeben.** Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

**Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, sämtliche Batterien und Akkus – ganz gleich, ob sie gefährliche Stoffe\* enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtbezirks oder bei einem Händler abzugeben, sodass sie umweltfreundlich

entsorgt werden können.

Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle, und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

## 12 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

## 13 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) als PDF herunterladen.

Service Nummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: [kundenservicede@silkn.eu](mailto:kundenservicede@silkn.eu)

## Mentions légales

FR

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Table des matières

<b>I</b>	<b>Contenu de la livraison/pièces de l'appareil</b>	<b>33</b>
<b>2</b>	<b>Généralités</b>	<b>33</b>
2.1	Lire et conserver le manuel d'utilisation	33
2.2	Explication des symboles	33
<b>3</b>	<b>Sécurité</b>	<b>34</b>
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	34
3.2	Consignes de sécurité	34
<b>4</b>	<b>Vérifier le produit et le contenu de la livraison</b>	<b>39</b>
<b>5</b>	<b>Charger</b>	<b>39</b>
<b>6</b>	<b>Manipulation</b>	<b>40</b>
6.1	Monter ou changer les disques exfoliants	40
6.2	Démarrer et terminer le soin	41
<b>7</b>	<b>Nettoyage</b>	<b>41</b>
<b>8</b>	<b>Rangement</b>	<b>42</b>
<b>9</b>	<b>Recherche d'erreurs</b>	<b>42</b>
<b>10</b>	<b>Données techniques</b>	<b>43</b>
<b>11</b>	<b>Élimination</b>	<b>43</b>
11.1	Élimination de l'emballage	43
11.2	Élimination du produit	43
<b>12</b>	<b>Garantie</b>	<b>44</b>
<b>13</b>	<b>Service à la clientèle</b>	<b>44</b>



# I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

FR

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1 Disque exfoliant* (Moyen)                            | 7 Disque exfoliant (Grossier) |
| 2 Tête exfoliante (avec arbre)                         | 8 Disque exfoliant (Fin)      |
| 3 Couvercle du compartiment de collecte des poussières | 9 Couvercle                   |
| 4 Touche de commande (⏻)                               | 10 Extracteur de disque       |
| 5 Prise de chargement                                  | 11 Câble USB                  |
| 6 Écran  | 12 Brosse de nettoyage        |

\*Déjà fixé à la tête exfoliante.

## 2 Généralités

### 2.1 Lire et conserver le manuel d'utilisation



Ce manuel d'utilisation fait partie de cet appareil anti-callosités FreshPedi (appelé « produit » ci-après). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Veuillez lire d'abord le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

### 2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

#### AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

## AVIS !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Veuillez lire le manuel d'utilisation.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les directives applicables du Royaume-Uni.

**IPX7**

Le produit bénéficie d'une protection contre l'immersion dans l'eau jusqu'à 30 minutes à une profondeur d'1 mètre.

## 3 Sécurité

### 3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est exclusivement prévu pour éliminer la corne des pieds. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

### 3.2 Consignes de sécurité



## AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Utilisez le produit uniquement avec le câble USB fourni.
- Ne raccordez le câble USB du produit qu'à

un bloc d'alimentation adapté (bloc d'alimentation SELV conforme à la norme IEC/EN 60335). Celui-ci doit être raccordé à une prise électrique facilement accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou si le câble USB est défectueux.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
- Tenez le câble USB à l'écart de l'eau et de tout autre liquide. Il n'est pas étanche.
- Ne plongez pas le produit plus de 30 minutes dans l'eau (à 1 mètre de profondeur max.) et ne le maintenez pas sous l'eau courante pendant plus de 30 minutes.
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne

l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le câble USB de l'alimentation électrique lorsque vous ne rechargez pas le produit.

- Ne saisissez jamais le câble USB avec les mains mouillées ou humides.
- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.
- Tenez éloignées toutes les pièces du produit de flammes nues et de surfaces chaudes.
- Placez le câble USB de façon qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne retirez pas le câble USB du bloc d'alimentation en tirant sur le câble, mais saisissez toujours la fiche réseau du câble.
- Ne pliez pas le câble USB et ne le posez pas sur des bords coupants.
- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.

 **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !**

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes ayant un manque d'expérience et de connaissances si elles sont supervisées ou formées à l'utilisation en toute sécurité du produit et si elles comprennent

les dangers associés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Tenez les enfants de moins de 8 ans éloignés du produit et du câble USB.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'emballage en plastique. Ils peuvent se prendre dedans et s'étouffer en jouant avec celui-ci.
- N'utilisez le produit qu'une fois que le disque exfoliant est correctement fixé.
- N'utilisez le produit que pour traiter la peau durcie des pieds. Ne l'utilisez pas sur d'autres parties du corps ou sur une peau douce ou fine.
- Utilisez le produit uniquement pour le traitement des peaux sèches (n'utilisez pas d'additifs tels que des huiles ou des lotions).
- Traitez les différentes zones de la peau pendant 2 à 3 secondes max. à la fois.
- N'utilisez pas le produit directement ou à proximité de plaies ouvertes et d'irritations cutanées ou pour éliminer des verrues.
- Si vous ressentez une douleur ou une irritation, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

- Consultez un médecin si vous n'êtes pas sûr(e) que le produit vous convienne (par exemple, si vous souffrez de maladies de la peau ou de diabète, si vous êtes enceinte ou si vous portez un pacemaker).
- Pour des raisons d'hygiène, le produit ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Éloignez le produit des cheveux, des perruques et d'autres objets longs et flexibles, par ex. cordelettes, fils, fibres textiles, etc.
- Si le produit n'est pas utilisé correctement, du liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact avec celui-ci. Le liquide s'écoulant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux ou les muqueuses, lavez et rincez immédiatement les endroits concernés à l'eau propre. Consultez un médecin si nécessaire.
- Les batteries ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées dans le feu.

### **AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !**

- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil ni à des températures extrêmes.
- Ne placez pas le produit sur le bord d'une surface pour éviter qu'il ne tombe.
- Utilisez le produit uniquement avec les accessoires d'origine.

- Ne versez jamais de liquides dans le boîtier du produit.

FR

## 4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

### AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.
1. Retirez le produit de l'emballage.
  2. Vérifiez si la livraison est complète (voir **fig. A**).
  3. Contrôlez si le produit ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

## 5 Charger

### AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ne rechargez pas le produit lorsque celui-ci est mouillé. Avant de charger le produit, assurez-vous qu'il est bien sec.
- Ne chargez le produit qu'avec le câble USB fourni.
- Chargez le produit uniquement à des températures comprises entre 0 et 40 °C.
- Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique une fois qu'il est chargé.



- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et lorsque la batterie est faible.
  - Le niveau de batterie restant s'affiche sur l'écran **6** (représenté en %). Rechargez le produit lorsque la batterie est faible.
  - Le produit ne doit pas être utilisé pendant qu'il charge.
1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB **11** sur la prise de chargement **5** du produit.
  2. Pour charger le produit, insérez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB d'une source d'alimentation USB appropriée (p. ex. bloc d'alimentation USB).  
Le processus de chargement démarre automatiquement. Le niveau de batterie actuel s'affiche sur l'écran (représenté en %).
  3. Une fois le processus de chargement terminé, débranchez le câble USB de la prise de chargement et de la source d'alimentation USB.

## 6 Manipulation



- Avant de traiter pour la première fois une zone des pieds, testez votre tolérance cutanée sur une zone pendant 3 secondes maximum. Ne commencez le traitement que s'il n'y a aucune réaction cutanée visible.
- Vous pouvez acheter de nouveaux disques exfoliants sur notre site Internet « [www.silkkn.eu](http://www.silkkn.eu) ».

### 6.1 Monter ou changer les disques exfoliants

Ce produit comprend 3 disques exfoliants **8/1/7** (Fin, Moyen et Grossier). Commencez par utiliser le disque exfoliant Fin jusqu'à ce que vous soyez certain de bien supporter le traitement.

1. Enlevez le couvercle **9** s'il se trouve sur le produit.
2. Retirez le disque monté sur le produit.  
Si nécessaire, fixez l'extracteur de disque **10** au disque puis tirez-le vers le haut afin de détacher le disque (voir étape 1 dans la **fig. B**).
3. Insérez doucement le disque souhaité sur l'arbre de la tête exfoliante **2** (voir étape 2 dans la **fig. B**).  
Vous entendrez un clic lorsque le disque s'enclenchera dans l'arbre.



## 6.2 Démarrer et terminer le soin

1. Assurez-vous que vos pieds sont propres et entièrement secs.
2. Appuyez une fois sur la touche de commande (⏻) 4.  
Le produit est maintenant mis en marche et réglé sur une vitesse lente. Le symbole « 1 » s'affiche sur l'écran 6.
3. Appuyez à nouveau sur la touche de commande (⏻) pour augmenter la vitesse.  
Le produit est maintenant réglé sur une vitesse élevée. Le symbole « 2 » s'affiche sur l'écran.
4. Guidez la tête exfoliante 2 sur les zones de la peau à traiter. Appliquez une légère pression et appliquez la tête exfoliante sur une zone de la peau à la fois pendant 2 à 3 secondes max. Vérifiez ensuite le résultat (voir **fig. C**).  
La poussière générée pendant le traitement est aspirée par le compartiment de collecte des poussières situé derrière la tête exfoliante.
5. Lorsque le traitement est terminé, appuyez une troisième fois sur la touche de commande (⏻) pour arrêter le produit.

## 7 Nettoyage

### **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !**

- Toujours déconnecter le produit de l'alimentation électrique avant de procéder à son nettoyage.

### **AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !**

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.

Nettoyez le produit après chaque utilisation.

1. Assurez-vous que le produit est arrêté et qu'il n'est pas en train de charger.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment de collecte des poussières **3** et enlevez la poussière se trouvant à l'intérieur (voir **fig. D**).

Pour ce faire, utilisez la brosse de nettoyage **12**, si nécessaire.

3. Rincez le disque exfoliant **1/7/8**, le compartiment de collecte des poussières et le boîtier du produit à l'eau courante (voir **fig. D**).

Pour un nettoyage plus efficace, vous pouvez allumer le produit pendant quelques secondes.

4. Après le nettoyage, séchez toutes les pièces du produit.
5. Remettez le couvercle sur le compartiment de collecte des poussières avant de réutiliser le produit.

## 8 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

- Rangez toutes les pièces dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Fixez le couvercle **9** pour protéger le disque exfoliant **1/7/8** lors du rangement.

## 9 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne peut pas être mis en marche.	Assurez-vous que le produit est correctement chargé (voir chapitre « Charger »).
Le processus de chargement ne démarre pas.	Assurez-vous que le câble USB <b>11</b> est bien raccordé au produit et à la prise de chargement USB d'une source d'alimentation USB appropriée.

## 10 Données techniques

Modèle :	FTC03
FR Tension :	DC 3,7 V
Alimentation électrique :	6 W
Capacité de la batterie :	2 000 mAh (Lithium)
Réglages de la vitesse :	2 (faible/élevée)
Vitesse de rotation :	1 900 U/min (vitesse réduite) 2 200 U/min (vitesse élevée)
Durée de chargement :	2–2,5 heures
Type de protection :	IPX7 (protection contre les effets d'une immersion dans l'eau jusqu'à 30 minutes à une profondeur d'1 mètre)
Durée d'utilisation :	Env. 150 minutes par charge complète
Dimensions :	165 × 76 × 50 mm

## 11 Élimination

### 11.1 Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

### 11.2 Élimination du produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



**Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !**

Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.** Ceci garantit

un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement.

C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

### **Ne pas jeter les piles et les batteries usagées avec les déchets ménagers !**



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et accumulateurs (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses\*) à un point de collecte municipal ou à un revendeur afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

Apportez le produit complet (y compris la batterie) à votre point de collecte et assurez-vous que la batterie est déchargée !

\*repéré par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

## **12 Garantie**

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

## 13 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

FR

Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

### France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : [serviceconsommateurfr@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu)

### Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : [serviceconsommateurbe@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu)

## Juridische kennisgeving

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silk'n Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) - [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat</b>	<b>48</b>
<b>2</b>	<b>Algemeen</b>	<b>48</b>
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	48
2.2	Verklaring van symbolen	48
<b>3</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>49</b>
3.1	Reglementair gebruik	49
3.2	Veiligheidsinstructies	49
<b>4</b>	<b>Product en verpakkingsinhoud controleren</b>	<b>54</b>
<b>5</b>	<b>Laden</b>	<b>54</b>
<b>6</b>	<b>Bediening</b>	<b>55</b>
6.1	Eeltverwijderingsschijven aanbrengen of vervangen	55
6.2	Behandeling starten en beëindigen	56
<b>7</b>	<b>Reiniging</b>	<b>56</b>
<b>8</b>	<b>Bewaring</b>	<b>57</b>
<b>9</b>	<b>Fouten opsporen</b>	<b>57</b>
<b>10</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>58</b>
<b>11</b>	<b>Afvoer</b>	<b>58</b>
11.1	Afvoeren van de verpakking	58
11.2	Afvoeren van het product	58
<b>12</b>	<b>Garantie</b>	<b>59</b>
<b>13</b>	<b>Klantenservice</b>	<b>60</b>

# I Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Eeltverwijderingsschijf* (Medium) | 7 Eeltverwijderingsschijf (Grof) |
| 2 Slijpkop (met as)                 | 8 Eeltverwijderingsschijf (Fijn) |
| 3 Deksel van de stofverzamelkamer   | 9 Deksel                         |
| 4 Bedieningstoets (⏻)               | 10 Schijfverwijderaar            |
| 5 Laadaansluiting                   | 11 USB-kabel                     |
| 6 Display                           | 12 Reinigingsborstel             |

\*Al op de slijpkop bevestigd.

## 2 Algemeen

### 2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze eeltverwijderaar FreshPedi (hierna "product" genoemd). Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en het gebruik.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

### 2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

#### **WAARSCHUWING!**

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.



## LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke voorschriften uit het Verenigd Koninkrijk.

**IPX7**

Het product is bij onderdompeling in water tot een diepte van 1 m gedurende maximaal 30 minuten beschermd.

## 3 Veiligheid

### 3.1 Reglementair gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van de eelt aan de voeten. Het is alleen bestemd voor privégebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

### 3.2 Veiligheidsinstructies



## **WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!**

- Gebruik het product alleen met de meegeleverde USB-kabel.
- Sluit de USB-kabel van het product alleen

aan op een geschikte voedingsadapter (volgens IEC/EN 60335 gecertificeerde SELV-voedingsadapter) die op zijn beurt is aangesloten op een goed bereikbaar stopcontact, zodat u hem bij een storing snel van het stroomnet kunt loskoppelen.

- Gebruik het product niet wanneer het beschadigd is of wanneer de USB-kabel defect is.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke gegevens van het apparaat. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Houd de USB-kabel uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Hij is niet waterdicht.
- Dompel het product niet langer dan 30 minuten onder in water (max. 1 m diepte) en houd het niet langer dan 30 minuten onder stromend water.

- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt, als u het reinigt of bij storingen. Koppel de USB-kabel altijd los van de stroomvoorziening wanneer u het product niet oplaadt.
- Raak de USB-kabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd alle onderdelen van het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Plaats de USB-kabel zodanig dat men er niet over kan struikelen.
- Trek de USB-kabel niet aan het snoer uit de voedingsadapter, maar houd altijd de stekker van de kabel vast.
- Knik de USB-kabel niet en leg deze niet over scherpe randen.
- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.



## **WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!**

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het product en de gevaren begrijpen die met

het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Houd kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het product en de USB-kabel.
- Zorg ervoor dat kinderen niet spelen met de plastic verpakking. Ze kunnen er bij het spelen verstrikt in raken en stikken.
- Gebruik het product pas wanneer de eeltverwijderingsschijf correct is aangebracht.
- Gebruik het product uitsluitend voor de behandeling van verharde huid op de voeten. Gebruik het niet op andere delen van het lichaam en op de zachte of dunne huid.
- Gebruik het product alleen voor de droge behandeling van de huid (gebruik geen extra producten zoals olie of lotion).
- Behandel de afzonderlijke delen van de huid telkens gedurende een tijd van maximaal 2 tot 3 seconden.
- Gebruik het product niet direct op of in de buurt van open wonden en ontstekingen van de huid of voor de verwijdering van wratten.
- Als u pijn of irritatie ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.

- Richt u tot een arts als u er niet zeker van bent dat het product voor u geschikt is (wanneer u bijvoorbeeld lijdt aan een huidziekte of diabetes, wanneer u zwanger bent of een pacemaker draagt).
- Om hygiënische redenen mag het product slechts door één persoon worden gebruikt.
- Houd het product uit de buurt van haar, pruiken en andere lange, beweeglijke voorwerpen, zoals veters, draden, textielvezels, enz.
- Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij vrijkomen. Vermijd contact hiermee. Vloeistof die vrijkomt uit batterijen kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
- Bij contact van de huid, ogen of slijmvliezen met batterijvloeistof wast en spoelt u de betreffende plek onmiddellijk met schoon water. Raadpleeg eventueel een arts.
- Batterijen mogen niet worden gedemonteerd, kortsluiting maken of in het vuur worden gegooid.

## **LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!**

- Stel het product niet bloot aan directe zonnestralen of extreme hitte.
- Plaats het product niet op de rand van een oppervlak om te voorkomen dat het valt.
- Gebruik het product uitsluitend met de originele accessoires.

- Vul de behuizing van het product nooit met vloeistoffen.

## 4 Product en verpakking inhoud controleren

NL

### LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.
  1. Neem het product uit de verpakking.
  2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
  3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

## 5 Laden

### **WAARSCHUWING!** **VERWONDINGSGEVAAR!**

- Laad het product niet op als het nat is. Zorg er voorafgaand aan het opladen voor dat het product droog is.
- Laad het product alleen op met de meegeleverde USB-kabel.
- Laad het product op bij een temperatuur tussen 0 en 40 °C.
- Koppel het product steeds los van de stroomvoorziening nadat het laadproces is beëindigd.



- Laad het product volledig op voorafgaand aan het eerste gebruik en als de accu bijna leeg is.
- De resterende accucapaciteit wordt weergegeven op het display **6** (aangeduid in %). Laad het product op als de accucapaciteit laag is.
- Het product mag niet worden gebruikt tijdens het opladen.

1. Steek het kleinere uiteinde van de USB-kabel **11** in de laadaansluiting **5** van het product.
2. Steek voor het opladen het grotere uiteinde van de USB-kabel in de USB-aansluiting van een geschikte USB-stroombron (bijv. USB-voedingsadapter).

Het opladen start automatisch. De huidige accucapaciteit wordt weergegeven op het display (aangeduid in %).

3. Nadat het opladen is voltooid, koppelt u de USB-kabel los van de laadaansluiting en de USB-stroombron.

## 6 Bediening



- Voer op een plaats aan de voeten maximaal 3 seconden lang een huidverdraagzaamheidstest uit voordat u een gebied op de voet voor de eerste keer behandelt. Begin alleen met de behandeling wanneer er geen opvallende huidreactie optreedt.
- U kunt nieuwe eeltverwijderingsschijven kopen op onze website op "[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu)".

### 6.1 Eeltverwijderingsschijven aanbrengen of vervangen

Bij het product horen 3 eeltverwijderingsschijven **8/1/7** (Fijn, Medium en Grof). Begin met de Fijne eeltverwijderingsschijf tot u zeker bent dat u de behandeling goed verdraagt.

1. Verwijder het deksel **9** als dat op het product is aangebracht.
2. Verwijder de gemonteerde schijf van het product.

Bevestig eventueel de schijfverwijderaar **10** aan de schijf en trek deze daarna naar boven om de schijf los te maken (zie stap 1 op **afb. B**).

3. Druk de gewenste schijf zachtjes op de as van de slijpkop **2** (zie stap 2 op **afb. B**).

Wanneer de schijf vastklikt, hoort u een klikkend geluid.

## 6.2 Behandeling starten en beëindigen

1. Zorg ervoor dat uw voeten schoon en volledig droog zijn.
2. Druk één keer op de bedieningstoets (⏻) **4**.  
Het product is nu ingeschakeld en ingesteld op een lage snelheid. Het symbool "1" verschijnt op het display **6**.
3. Druk opnieuw op de bedieningstoets (⏻) om het snelheidsniveau te verhogen.  
Het product is nu ingesteld op hoge snelheid. Het symbool "2" verschijnt op het display.
4. Beweeg de slijpkop **2** over de delen van de huid die u wilt behandelen. Oefen daarbij een lichte druk uit en gebruik de slijpkop telkens maximaal 2 tot 3 seconden op één stukje huid. Controleer daarna het resultaat (zie **afb. C**).  
Het stof dat tijdens de behandeling wordt veroorzaakt, wordt in de stofverzamelkamer achter de slijpkop gezogen.
5. Als de behandeling ten einde is, drukt u een derde keer op de bedieningstoets (⏻) om het product uit te schakelen.

## 7 Reiniging

### WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Koppel het product altijd los van de stroomvoorziening alvorens het te reinigen.

### LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen borstelharen en ook geen scherpe of metaalachtige reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.

Reinig het product na ieder gebruik.

1. Zorg ervoor dat het product uitgeschakeld is en niet aan het opladen is.



2. Schuif het deksel van de stofverzamelkamer **3** open en verwijder het daarin opgevangen slijpstof (zie **afb. D**).  
Gebruik daarvoor de reinigingsborstel **12** indien nodig.
3. Spoel de eeltverwijderingsschijf **1/7/8**, de stofverzamelkamer en de behuizing van het product af onder stromend water (zie **afb. D**).  
Voor een efficiëntere reiniging kan het product gedurende enkele seconden worden ingeschakeld.
4. Droog na het reinigen alle onderdelen van het product af.
5. Plaats het deksel weer op de stofverzamelkamer alvorens het product opnieuw te gebruiken.

## 8 Bewaring

Voor het bewaren moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Berg alle onderdelen op een schone en droge plaats op waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Breng het deksel **9** aan om de eeltverwijderingsschijf **1/7/8** te beschermen bij het bewaren.

## 9 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product kan niet worden ingeschakeld.	Zorg dat het product juist is opgeladen (zie hoofdstuk "Laden").
Het opladen start niet.	Zorg dat de USB-kabel <b>11</b> correct met het product en de USB-laadaansluiting van een geschikte USB-stroombron is verbonden.

## 10 Technische gegevens

Model:	FTC03
Spanning:	DC 3,7 V
Stroomvoorziening:	6 W
Accuvermogen:	2.000 mAh (lithium)
Snelheidsinstellingen:	2 (laag/hoog)
Rotatiesnelheid:	1.900 t/min (lage snelheid) 2.200 t/min (hoge snelheid)
Oplaadduur:	2–2,5 uur
Beschermingsgraad:	IPX7 (beschermd tegen waterin- dringing indien ondergedompeld in water tot maximaal 30 minuten en een diepte van maximaal 1 meter)
Gebruiksduur:	Ca. 150 minuten per volledige lading
Afmetingen:	165 × 76 × 50 mm

## 11 Afvoer

### 11.1 Afvoeren van de verpakking



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

### 11.2 Afvoeren van het product

(Geldt voor de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



**Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!**

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u dit volgens de in uw land geldende regelingen af te voeren.** Zo wordt gegarandeerd dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu

worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

### **Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!**

NL



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, onafhankelijk of deze gevaarlijke stoffen\* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt van uw gemeente/stadsdeel of bij een handelaar, zodat deze op een milieuvriendelijke manier

kunnen worden afgevoerd.

Breng het volledige product (inclusief accu) naar uw verzamelpunt en zorg dat de accu leeg is!

\*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

## **12 Garantie**

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is steeds bereid u te helpen!

## 13 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

NL

### **Nederland**

Servicenummer: 0900-2502217

Email: [klantenservicenl@silkn.eu](mailto:klantenservicenl@silkn.eu)

### **België**

Servicenummer: 0800-29316

Email: [serviceconsommateurbe@silkn.eu](mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu)

Derechos de autor 2023 © Silkn Beauty Ltd. Todos los derechos reservados.

## **Aviso legal**

ES

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silkn Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silkn Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos  
www.silkn.eu - info@silkn.eu

# Índice

<b>1</b>	<b>Volumen de suministro/partes del equipo</b> _____	<b>63</b>
<b>2</b>	<b>Generalidades</b> _____	<b>63</b>
2.1	Lea y conserve este manual del usuario _____	63
2.2	Explicación de símbolos _____	63
<b>3</b>	<b>Seguridad</b> _____	<b>64</b>
3.1	Uso apropiado _____	64
3.2	Indicaciones de seguridad _____	64
<b>4</b>	<b>Comprobación del producto y del volumen de suministro</b> _____	<b>69</b>
<b>5</b>	<b>Carga</b> _____	<b>69</b>
<b>6</b>	<b>Manejo</b> _____	<b>70</b>
6.1	Montaje o cambio de los discos quitadurezas _____	70
6.2	Iniciar y finalizar el tratamiento _____	70
<b>7</b>	<b>Limpieza</b> _____	<b>71</b>
<b>8</b>	<b>Almacenamiento</b> _____	<b>72</b>
<b>9</b>	<b>Búsqueda de fallos</b> _____	<b>72</b>
<b>10</b>	<b>Datos técnicos</b> _____	<b>72</b>
<b>11</b>	<b>Eliminación</b> _____	<b>73</b>
11.1	Eliminación del embalaje _____	73
11.2	Eliminación del producto _____	73
<b>12</b>	<b>Garantía</b> _____	<b>74</b>
<b>13</b>	<b>Atención al cliente</b> _____	<b>74</b>

# I Volumen de suministro/partes del equipo

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1 Disco quitadurezas* (Medio)              | 7 Disco quitadurezas (Duro) |
| 2 Cabezal limador (con eje)                | 8 Disco quitadurezas (Fino) |
| 3 Cubierta de la cámara colectora de polvo | 9 Cubierta                  |
| 4 Botón de control (⏻)                     | 10 Quitadiscos              |
| 5 Puerto de carga                          | 11 Cable USB                |
| 6 Pantalla                                 | 12 Cepillo de limpieza      |

\*Prefijado en el cabezal limador.

## 2 Generalidades

### 2.1 Lea y conserve este manual del usuario



El presente manual del usuario pertenece a este quitadurezas FreshPedi (en adelante, el "producto"). Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el uso.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, en especial, las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea. Para el extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

### 2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.

#### ¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

#### ¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y el uso.



Lea el manual del usuario.



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Declaración de conformidad: Los productos marcados con este símbolo cumplen todas las normativas aplicables en el Reino Unido.

**IPX7**

El producto está protegido contra los efectos de la inmersión en agua hasta 30 minutos a una profundidad de 1 m.

ES

## 3 Seguridad

### 3.1 Uso apropiado

El producto está pensado exclusivamente para eliminar las durezas de los pies. Solo está concebido para uso privado, no para el ámbito industrial. Utilice únicamente el producto de la forma como se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

### 3.2 Indicaciones de seguridad



## ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Utilice el producto únicamente con el cable USB suministrado.
- Conecte el cable USB del producto únicamente a una fuente de alimentación adecuada (fuente de alimentación SELV certificada de conformidad con la norma



IEC/EN 60335) que, a su vez, esté conectada una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar el producto de la red eléctrica en caso de avería.

ES

- No utilice el producto si está dañado o si el cable USB está defectuoso.
- No abra la carcasa y deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con el servicio de atención al cliente. Si se llevan a cabo reparaciones de forma independiente, se realiza una conexión inadecuada o en caso de un manejo incorrecto, se perderá todo derecho a garantía.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
- Mantenga el cable USB alejado del agua y de otros líquidos. No es estanco al agua.
- No sumerja el producto en agua (a una profundidad máxima de 1 m) durante más de 30 minutos ni lo mantenga bajo el agua corriente durante más de 30 minutos.
- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre el

cable USB del suministro eléctrico cuando no esté cargando el producto.

- No toque nunca el cable USB con las manos mojadas o húmedas.
- No inserte objetos en la carcasa.
- Mantenga todas las piezas del producto alejadas del fuego abierto y superficies calientes.
- Tienda el cable USB de forma que no pueda provocar tropiezos.
- No retire nunca el cable USB de la fuente de alimentación tirando del cable, en su lugar, agarre siempre el enchufe del mismo.
- No doble el cable USB ni lo coloque encima de bordes afilados.
- Utilice el producto únicamente en interiores.

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por personas con experiencia y conocimientos limitados, siempre y cuando sean supervisadas o instruidas sobre el uso seguro del producto, y siempre y cuando entiendan los peligros asociados con su uso. Los niños no pueden jugar con el producto. La limpieza del equipo y el mantenimiento de usuario no deben realizarse por niños desatendidos.

- Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del producto y del cable USB.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el embalaje de plástico. Si no, es posible que se enreden en la misma y se asfixien.
- Utilice el producto únicamente cuando el disco quitadurezas esté insertado correctamente.
- Utilice el producto únicamente para eliminar las durezas en los pies. No lo utilice en otras partes del cuerpo ni sobre piel blanda o fina.
- Use el producto solo para el tratamiento de la piel en seco (no aplique aditivos como aceites o lociones).
- Trate cada punto de la piel de 2 a 3 segundos como máximo.
- No utilice el producto directamente encima o cerca de heridas abiertas e inflamaciones cutáneas o para eliminar verrugas.
- Si aparecen dolores o irritaciones, deje de usar el producto en seguida.
- Diríjase a un médico cuando no esté seguro de si el producto es adecuado para usted (p. ej., si tiene enfermedades de la piel o diabetes, si está embarazada o si lleva marcapasos).
- Por motivos higiénicos, solo una persona debería usar el producto.

- Mantenga el producto alejado del cabello, de pelucas y demás objetos largos y móviles como cordones, hilos y fibras textiles, etc.
- En caso de un uso inadecuado, pueden producirse fugas del líquido de la batería; evite el contacto. El líquido que pudiera fugarse de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras químicas.
- En caso de que el líquido de la batería entrase en contacto con la piel, los ojos o las mucosas, lave y enjuague las zonas afectadas inmediatamente con agua limpia. Busque asistencia médica si fuera necesario.
- Las baterías no deben desmontarse, cortocircuitarse o arrojarse al fuego.

### **¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!**

- No someta el producto a la radiación solar directa ni al calor extremo.
- No coloque el producto en el borde de una superficie para evitar que se caiga.
- Utilice el producto solo con accesorios originales.
- No llene nunca la carcasa del producto con líquidos.

## 4 Comprobación del producto y del volumen de suministro

### ¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.
1. Saque el producto del embalaje.
  2. Compruebe si el suministro está completo (véase la **fig. A**).
  3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

## 5 Carga

### ⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- No cargue el producto cuando esté mojado. Asegúrese de que el producto esté seco antes de cargarlo.
  - Cargue el producto únicamente con el cable USB suministrado.
  - Cargue el producto únicamente a temperaturas entre 0 y 40 °C.
  - Desconecte siempre el producto del suministro eléctrico una vez finalizada la carga.
- i**
- Cargue completamente el producto antes del primer uso y cuando la batería esté baja.
  - El nivel de carga restante se muestra en la pantalla **6** (representado en %). Cargue el producto cuando la batería esté baja.
  - El producto no se puede utilizar durante la carga.

1. Conecte el extremo más pequeño del cable USB **11** en el puerto de carga **5** del producto.
2. Inserte el extremo grande del cable USB en un puerto USB de una fuente de corriente USB apropiada (p. ej., una fuente de alimentación USB) para cargar el producto.  
El proceso de carga comienza automáticamente. El nivel de carga disponible se muestra en la pantalla (representado en %).
3. Tras finalizar el proceso de carga, retire el cable USB del puerto de carga y de la fuente de corriente USB.

## 6 Manejo



- Antes de tratar una zona de los pies por primera vez, lleve a cabo una de tolerancia cutánea en un punto durante un máximo de 3 segundos. Comience el tratamiento únicamente si no se produce una reacción cutánea notable.
- En nuestro sitio web “www.silkkn.eu” puede comprar discos quitadurezas nuevos.

### 6.1 Montaje o cambio de los discos quitadurezas

El producto está compuesto por 3 discos quitadurezas **8**/**1**/**7** (Fino, Medio y Duro). Comience con el disco quitadurezas Fino hasta que esté seguro de que tolera el tratamiento sin problemas.

1. Retire la cubierta **9** si está puesta en el producto.
2. Retire del producto el disco instalado.

Si fuera necesario, enganche el quitadiscos **10** al disco y, a continuación, tire de él hacia arriba para soltar el disco (véase el paso 1 en la **fig. B**).

3. Encaje ligeramente el disco deseado sobre el eje del cabezal limador **2** (véase el paso 2 en la **fig. B**).

Escuchará un clic cuando el disco esté enclavado.

### 6.2 Iniciar y finalizar el tratamiento

1. Asegúrese de que sus pies estén limpios y completamente secos.
2. Presione el botón de control (⏻) **4** una vez.  
El producto ahora está encendido y ajustado a la velocidad baja. El símbolo “I” se muestra en la pantalla **6**.
3. Vuelva a presionar el botón de control (⏻) para aumentar el nivel de velocidad.

El producto se habrá ajustado ahora a un nivel de velocidad superior. El símbolo "2" se muestra en la pantalla.

4. Pase el cabezal limador **2** sobre las zonas de la piel que desee tratar. Ejerza un poco presión y mantenga el cabezal limador respectivamente de 2 a 3 segundos como máximo en el mismo punto. A continuación, compruebe el resultado (véase la **fig. C**).

El polvo generado durante el tratamiento se recoge en el depósito de polvo detrás del cabezal limador.

5. Una vez finalizado el tratamiento, presione el botón de control (⏻) una tercera vez para apagar el producto.

ES

## 7 Limpieza

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Desconecte siempre el producto del suministro eléctrico antes de limpiarlo.

### ¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal ni utensilios de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras y similares.

Limpie el producto después de cada uso.

1. Asegúrese de que el producto esté apagado y de que no se encuentre en proceso de carga.
2. Quite la cubierta de la cámara colectora de polvo **3** y retire el polvo de limadura que hubiera dentro (véase la **fig. D**). Utilice para ello un cepillo de limpieza **12** si fuera necesario.
3. Enjuague los discos quitadurezas **1/7/8**, la cámara colectora de polvo y la carcasa del producto bajo agua corriente (véase la **fig. D**).  
Para una limpieza eficiente, el producto puede encenderse durante algunos segundos.
4. Seque todas las piezas del producto después de la limpieza.

5. Vuelva a poner la cubierta en la cámara colectora de polvo antes del siguiente uso del producto.

## 8 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene todas las piezas en un lugar limpio y seco, y protegido del calor y de la luz solar directa.
- Monte la cubierta **9** para proteger los discos quitadurezas **1**/**7**/**8** mientras el producto no esté en uso.

ES

## 9 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no puede encenderse.	Asegúrese de que el producto esté bien cargado (véase el capítulo "Carga").
El proceso de carga no comienza.	Asegúrese de que el cable USB <b>11</b> esté conectado correctamente al producto y al puerto de carga USB de una fuente de corriente USB adecuada.

## 10 Datos técnicos

Modelo:	FTC03
Tensión:	CC 3,7 V
Alimentación de corriente:	6 W
Capacidad de la batería:	2 000 mAh (litio)
Ajustes de velocidad:	2 (bajo/alto)
Velocidad de rotación:	1 900 rpm (velocidad baja) 2 200 rpm (velocidad alta)
Tiempo de carga:	2–2,5 horas



Grado de protección:	IPX7 (protegido contra los efectos de la inmersión en agua hasta 30 minutos a una profundidad de 1 m)
Duración de uso:	aprox. 150 minutos con una carga completa
Dimensiones:	165 × 76 × 50 mm

ES

## II Eliminación

### II.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

### II.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida de materiales por separado).



**¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!**

Quando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región**. Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

**¡Las baterías y las pilas no se pueden tirar a la basura doméstica!**



Como consumidor final, usted está legalmente obligado a entregar todas las pilas y baterías, independientemente de que contengan o no sustancias peligrosas\*, en un punto de recogida del municipio o del distrito municipal o en un distribuidor para que puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente.

¡Lleve el producto completo (incluida la batería) a su punto de recogida y asegúrese de que la batería está descargada!

\*indicadas mediante: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

## 12 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

## 13 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Número de servicio: 900 823 302

Email: [servicioalcliente@silkn.eu](mailto:servicioalcliente@silkn.eu)

## **Aviso legal**

**PT** A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silk'n Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silk'n Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registadas da Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

# Índice

<b>1</b>	<b>Volume de fornecimento/peças do aparelho</b>	<b>77</b>
<b>2</b>	<b>Informações gerais</b>	<b>77</b>
2.1	Leia e guarde o manual de instruções	77
2.2	Explicação dos símbolos	77
<b>3</b>	<b>Segurança</b>	<b>78</b>
3.1	Uso previsto	78
3.2	Indicações de segurança	78
<b>4</b>	<b>Verificar o produto e o volume de fornecimento</b>	<b>83</b>
<b>5</b>	<b>Carregar</b>	<b>83</b>
<b>6</b>	<b>Operação</b>	<b>84</b>
6.1	Fixar e trocar os discos de remoção de calosidades	84
6.2	Iniciar e terminar o tratamento	84
<b>7</b>	<b>Limpeza</b>	<b>85</b>
<b>8</b>	<b>Armazenamento</b>	<b>86</b>
<b>9</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>86</b>
<b>10</b>	<b>Dados Técnicos</b>	<b>86</b>
<b>11</b>	<b>Eliminação</b>	<b>87</b>
11.1	Eliminar a embalagem	87
11.2	Eliminar o produto	87
<b>12</b>	<b>Informações sobre a garantia</b>	<b>88</b>
<b>13</b>	<b>Serviço de assistência ao cliente</b>	<b>88</b>

# I Volume de fornecimento/peças do aparelho

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Disco de remoção de calosidades* (Potência Média) | 7  | Disco de remoção de calosidades (Grosso) |
| 2 | Cabeça de abrasão (com eixo)                      | 8  | Disco de remoção de calosidades (Fino)   |
| 3 | Cobertura do depósito de pó                       | 9  | Cobertura                                |
| 4 | Tecla de comando (⏻)                              | 10 | Saca-discos                              |
| 5 | Entrada de carga                                  | 11 | Cabo USB                                 |
| 6 | Visor   | 12 | Escova de limpeza                        |

\*Já fixado na cabeça de abrasão.

## 2 Informações gerais

### 2.1 Leia e guarde o manual de instruções



Este manual de instruções faz parte deste removedor de calosidades FreshPedi (a seguir denominado "produto"). Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e a utilização. Leia atentamente o manual de instruções antes

de usar o produto. Isto aplica-se, em particular, às indicações de segurança. O não-cumprimento deste manual de instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia. Devem ser observadas as diretivas e leis específicas de cada país no exterior. Guarde o manual de instruções para uso posterior. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

### 2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e termos de sinalização são usados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.

#### **ATENÇÃO!**

Este símbolo/termo de sinalização indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

## AVISO!

Este termo de sinalização indica possíveis danos materiais.



Esta palavra-sinal fornece informações adicionais úteis sobre o manuseamento e a utilização.



Leia o manual de instruções.



Declaração de Conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Declaração de Conformidade: Os produtos marcados com este símbolo cumprem todas as normas aplicáveis no Reino Unido.

**IPX7**

O produto está protegido contra a imersão em água, a uma profundidade de 1 m, durante 30 minutos.

PT

## 3 Segurança

### 3.1 Uso previsto

O produto destina-se apenas à remoção de calosidades nos pés. É destinado apenas a uso privado e não é apropriado para uso comercial. O produto só deve ser usado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outro uso é considerado impróprio e pode resultar em danos à propriedade ou danos pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por uso incorreto ou impróprio.

### 3.2 Indicações de segurança



## ATENÇÃO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Utilize o produto apenas em conjunto com o cabo USB fornecido.
- Ligue o cabo USB do produto apenas a uma unidade de alimentação adequada (fonte de alimentação MBTS certificada segundo a

IEC/EN 60335), que por sua vez é ligada a uma tomada de fácil acesso, para que possa ser desligado rapidamente da rede elétrica em caso de falha.

- Não utilize o produto, se estiver danificado ou se o cabo USB apresentar defeitos.
- Não abra a carcaça, mas permita que especialistas executem a reparação. Para tal, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Reparos realizados por conta própria, conexões incorretas ou uso incorreto anulam o direito a reclamações de responsabilidade e de garantia.
- Para as reparações só devem ser utilizadas peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.
- Mantenha o cabo USB afastado da água e de outros líquidos. Ele não é à prova de água.
- Não mergulhe o produto em água por mais de 30 minutos (profundidade máx. de 1 m) nem o mantenha sob água corrente por mais de 30 minutos.
- Sempre desligue o produto quando não estiver em uso, ao limpá-lo ou em caso de erro de funcionamento. Sempre que o produto não estiver a carregar, retire sempre o cabo USB da alimentação de corrente.

- Nunca toque no cabo USB com as mãos húmidas ou molhadas.
- Não insira objetos na carcaça.
- Manter todas as partes do produto longe de chamas abertas e de superfícies quentes.
- Ao passar o cabo USB, certifique-se de que este não se encontra numa posição/local em que se possa tropeçar nele.
- Nunca puxe o cabo USB pelo cabo, para o retirar da unidade de alimentação elétrica. Deve, em vez disso, puxar sempre pela ficha do cabo.
- Não dobre o cabo USB e não o coloque sobre bordas afiadas.
- Usar o produto apenas em espaços interiores.

### **ATENÇÃO! PERIGO DE LESÃO!**

- Este produto pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com insuficiente experiência ou conhecimentos, na condição de que estas sejam vigiadas durante a utilização da escova facial ou recebam instruções sobre a utilização segura da mesma, e se estiverem conscientes dos perigos associados à referida utilização. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.



- Manter crianças menores de 8 anos afastadas do produto e do cabo USB.
- Certifique-se de que as crianças não brinquem com a embalagem de plástico. Elas podem se emaranhar e sufocar durante a brincadeira.
- O produto só pode ser colocado em utilização depois de colocar corretamente o disco de remoção de calosidades.
- Utilizar o produto exclusivamente para o tratamento de peles endurecidas nos pés. Não o use em outras partes do corpo nem em pele suave ou fina.
- Use o produto apenas para tratamento a seco da pele (não use aditivos como óleos ou loções).
- Trate áreas individuais da pele de cada vez, permanecendo no máximo 2 a 3 segundos em cada.
- Não se deve utilizar o produto diretamente sobre ou próximo de feridas abertas ou de inflamações ou para a remoção de verrugas.
- Se sentir dores ou irritações, pare de usar o produto imediatamente.
- Entre em contacto com um médico se não tiver certeza se o produto é apropriado para si (por exemplo, se tiver doenças de pele ou diabetes, se estiver grávida ou tiver um marca-passo).

- Por razões de higiene, o produto só deve ser usado por uma pessoa.
- Mantenha o produto afastado de cabelos, perucas e outros objetos longos e móveis, como atacadores, fios, fibras têxteis, etc.
- Em caso de utilização abusiva, o líquido pode vazar das pilhas – evite o contacto. O líquido vazado das pilhas pode causar irritações ou queimaduras.
- Em caso de contacto da pele, olhos ou mucosas com o líquido das pilhas, lavar e enxaguar as áreas afetadas imediatamente com água limpa. Se necessário, consulte um médico.
- Não desmontar, curto-circuitar ou incinerar as pilhas.

### **AVISO! PERIGO DE DANOS!**

- Não exponha o produto à luz solar direta ou calor extremo.
- Não coloque o produto próximo à borda de uma superfície para evitar que caia.
- O produto só deve ser usado com os acessórios originais fornecidos.
- Nunca encha a carcaça do produto com líquidos.


## 4 Verificar o produto e o volume de fornecimento



### AVISO! PERIGO DE DANOS!



- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir.
1. Retirar o produto da embalagem.
  2. Verificar se o volume de fornecimento está completo (vide **fig. A**).
  3. Verificar se o produto ou os componentes estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser usado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

## 5 Carregar

### AVISO! PERIGO DE LESÃO!

- Não coloque o produto a carregar, se este estiver molhado. Antes do carregamento, certifique-se de que o produto está seco.
  - Carregue o produto apenas em conjunto com o cabo USB fornecido.
  - Carregue o produto apenas a temperaturas entre 0 e 40 °C.
  - Uma vez terminado o processo de carga, retire sempre o produto da alimentação de corrente.
-  • Carregue completamente o produto antes da primeira utilização do produto e se o nível de carga da bateria for baixo.


-  • A carga da bateria restante é apresentada no visor  (apresentada em %). Carregue o produto, se o nível de carga da bateria for baixo.
- Não é permitido usar o produto, enquanto a bateria estiver a carregar.

1. Insira a extremidade menor do cabo USB  na entrada de carga  da bateria do produto.
2. Para carregar, ligar a extremidade maior do cabo USB à entrada USB de uma fonte de alimentação USB adequada (p. ex., unidade de alimentação USB).


O processo de carga inicia automaticamente. A carga da bateria atual é mostrada no visor (apresentada em %).


3. Quando o processo de carga chegar ao fim, retire o cabo USB da entrada de carga e da fonte de alimentação USB.


## 6 Operação


-  • Antes de tratar os pés pela primeira vez, faça um teste de tolerância de pele, numa área pequena da pele, durante máximo 3 segundos. Se não for visível qualquer reação cutânea, e apenas nesse caso, pode iniciar o tratamento.
- Poderá adquirir novos discos de remoção de calosidades, no nosso sítio web, em “www.silkne.eu”.

### 6.1 Fixar e trocar os discos de remoção de calosidades

O produto inclui 3 discos de remoção de calosidades  (Fino, Potência Média e Grosso). Inicie o tratamento com o discos de remoção de calosidades mais Fino, até garantir que tolera bem o tratamento.

1. Remover a cobertura , caso esteja conectada ao produto.
2. Retirar o disco montado do produto.

Se necessário, prenda a saca-discos  ao disco e puxe o disco para cima, para o libertar (ver passo 1, na **fig. B**).

3. Prima suavemente o disco pretendido no eixo da cabeça de abrasão  (ver passo 2, na **fig. B**).

Quando o disco engata, ouve-se um som de clique.

### 6.2 Iniciar e terminar o tratamento

1. Antes do tratamento, os pés devem estar limpos e totalmente enxutos.

2. Prima uma vez a tecla de comando (⏻) **4**.  
O produto está agora ligado e ajustado para baixa velocidade.  
O símbolo "1" é mostrado no visor **6**.
3. Prima novamente a tecla de comando (⏻), para aumentar o nível de velocidade.  
O produto está agora ajustado a uma velocidade alta. O símbolo "2" é mostrado no visor.
4. Conduza a cabeça de abrasão **2** sobre as áreas da pele a serem tratadas. Aplique uma ligeira pressão e passe a cabeça de abrasão, no máximo 2 a 3 segundos, sobre uma área da pele. Verifique, em seguida, o resultado (ver **fig. C**).  
O pó gerado durante o tratamento é aspirado para dentro do depósito de pó, atrás da cabeça de abrasão.
5. Quando o tratamento estiver concluído, prima a tecla de comando (⏻) pela terceira vez para desligar o produto.

## 7 Limpeza

### ATENÇÃO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Antes de limpar, desligue sempre o produto da alimentação de corrente.

### AVISO! PERIGO DE DANOS!

- Não use produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas metálicas ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e similares.

Limpe o produto após cada utilização.

1. Certifique-se de que o produto esteja desligado e não se encontra a carregar.
2. Deslize a cobertura do depósito de pó **3** e remova os resíduos de tratamento do seu interior (ver **fig. D**).  
Para isso, use a escova de limpeza **12**, sempre que necessário.

3. Lave o disco de remoção de calosidades **1/7/8**, o depósito de pó e a caixa do produto em água corrente (ver **fig. D**).  
Para uma limpeza mais eficiente, o produto pode ser ligado durante alguns segundos.
4. Após a limpeza de todas as partes, seque bem o produto.
5. Antes de voltar a utilizar o produto, coloque novamente a cobertura no depósito de pó.

## 8 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento.

- Guarde todas as peças num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.
- Coloque a cobertura **9**, para proteger os discos de remoção de calosidades **1/7/8** durante o armazenamento.

## 9 Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenos erros que se pode consertar pessoalmente. Siga as instruções na tabela a seguir. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

Falha	Possível causa e solução
Não é possível ligar o produto.	Certifique-se de que o produto está corretamente carregado (ver capítulo "Carregar").
O processo de carga não inicia.	Certifique-se de que o cabo USB <b>11</b> está corretamente ligado ao produto e a entrada de carga está ligada a uma fonte de alimentação USB adequada.

## 10 Dados Técnicos

Modelo:	FTC03
Tensão:	DC 3,7 V
Alimentação de corrente:	6 W
Capacidade da bateria:	2 000 mAh (lítio)
Níveis de velocidade:	2 (baixa/alta)

Velocidade de rotação:	1 900 rpm (velocidade reduzida) 2 200 rpm (velocidade alta)
Tempo de carregamento:	2–2,5 horas
Tipo de proteção:	IPX7 (resistente à colocação dentro de água, durante 30 minutos, a uma profundidade de 1 m)
<b>PT</b> Vida útil:	Aprox. 150 minutos após carga total
Dimensões:	165 × 76 × 50 mm

## II Eliminação

### II.1 Eliminar a embalagem



Elimine os componentes da embalagem em separado. Cartão e papelão devem ser entregues ao centro de recolha de papel usado, filmes devem ser enviados ao centro de recolha de materiais recicláveis.

### II.2 Eliminar o produto

(válido para a União Europeia e em outros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



**Os aparelhos velhos não devem ser descartados com o lixo doméstico!**

Se o produto não puder mais ser usado, **descarte-o de acordo com os regulamentos vigentes em seu estado ou país.** Isso garante que os aparelhos

velhos sejam devidamente reciclados e que sejam evitados efeitos negativos sobre o ambiente. Portanto, equipamentos elétricos e eletrónicos são marcados com o símbolo mostrado aqui.

**As baterias e pilhas usadas não devem ser descartadas no lixo doméstico!**



Na qualidade de consumidor final, tem a obrigação legal de entregar todas as pilhas e pilhas recarregáveis – independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas\* – num ponto de recolha local/municipal ou junto de um representante comercial/

revendedor, para assegurar que estas são eliminadas de modo ambientalmente correto.

Entregue o produto completo (incluindo a bateria) no ponto de recolha da sua zona e certifique-se de que a bateria está descarregada!

\*marcadas com: Cd = Cádmió, Hg = Mercúrio, Pb = Chumbo

## **12 Informações sobre a garantia**

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

## **13 Serviço de assistência ao cliente**

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) como PDF.

Número de serviço: +31(0)180-330550

Email: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



## Νομική υπόδειξη

Η Invention Works B.V. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μετατροπές προϊόντων ή προδιαγραφών, προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση ή την ασφάλεια λειτουργίας τους, ή προκειμένου να απλουστεύσει τη διαδικασία παραγωγής. Οι πληροφορίες που διαθέτει η Invention Works B.V. τη χρονική στιγμή της παρούσας δημοσίευσης θεωρούνται ορθές και αξιόπιστες. Ωστόσο, η Invention Works B.V. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρησιμοποίησή τους. Δεν παραχωρείται καμία άδεια ούτε σιωπηρά, ούτε λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ούτε λόγω δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας της Invention Works B.V.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση κανενός τμήματος του παρόντος εγγράφου για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε μορφή, είτε με ηλεκτρονικά είτε με μηχανικά μέσα, χωρίς τη ρητή, γραπτή έγκριση της Invention Works B.V. Με την επιφύλαξη μετατροπών των δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η Silk'n Beauty Ltd. διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος εγγράφου. Η διάθεση του εγγράφου αυτού δε σας παραχωρεί καμία άδεια σε αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή σε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει ρυθμιστεί ρητά σε γραπτή συμφωνία της Silk'n Beauty Ltd. Με την επιφύλαξη μετατροπών των τεχνικών δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η ονομασία Silk'n και το λογότυπο Silk'n-Logo είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της εταιρίας Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.,  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Ολλανδία  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

# Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Παραδοτέος εξοπλισμός/Τμήματα της συσκευής</b>	<b>91</b>
<b>2</b>	<b>Γενικά</b>	<b>91</b>
2.1	Ανάγνωση και φύλαξη των οδηγιών χρήσης	91
2.2	Επεξήγηση συμβόλων	91
<b>3</b>	<b>Ασφάλεια</b>	<b>92</b>
3.1	Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό	92
3.2	Υποδείξεις ασφαλείας	93
<b>4</b>	<b>Έλεγχος προϊόντος και παραδοτέου εξοπλισμού</b>	<b>97</b>
<b>5</b>	<b>Φόρτιση</b>	<b>98</b>
<b>6</b>	<b>Χειρισμός</b>	<b>99</b>
6.1	Τοποθέτηση και αντικατάσταση φύλλων αφαίρεσης σκληρού δέρματος	99
6.2	Έναρξη και τερματισμός θεραπείας	100
<b>7</b>	<b>Καθαρισμός</b>	<b>100</b>
<b>8</b>	<b>Φύλαξη</b>	<b>101</b>
<b>9</b>	<b>Αναζήτηση σφαλμάτων</b>	<b>101</b>
<b>10</b>	<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	<b>102</b>
<b>11</b>	<b>Διάθεση</b>	<b>102</b>
11.1	Διάθεση της συσκευασίας	102
11.2	Διάθεση του προϊόντος	103
<b>12</b>	<b>Πληροφορίες εγγύησης</b>	<b>103</b>
<b>13</b>	<b>Εξυπηρέτηση πελατών</b>	<b>104</b>

# 1 Παραδοτέος εξοπλισμός/Τμήματα της συσκευής

- |  |  |
|--|--|
| 1 Φύλλο αφαίρεσης σκληρού δέρματος* (Μεσαίο) | 7 Φύλλο αφαίρεσης σκληρού δέρματος (Τραχύ) |
| 2 Κεφαλή λείανσης (με άξονα)                 | 8 Φύλλο αφαίρεσης σκληρού δέρματος (Λεπτό) |
| 3 Κάλυμμα θαλάμου συλλογής σκόνης            | 9 Κάλυμμα                                  |
| 4 Πλήκτρο χειρισμού (⏻)                      | 10 Εργαλείο αφαίρεσης φύλλου               |
| 5 Υποδοχή φόρτισης                           | 11 Καλώδιο USB                             |
| 6 Οθόνη                                      | 12 Βούρτσα καθαρισμού                      |

\*Στερεωμένο στην κεφαλή λείανσης.

## 2 Γενικά

### 2.1 Ανάγνωση και φύλαξη των οδηγιών χρήσης



Οι παρούσες οδηγίες χρήσης αφορούν τη συγκεκριμένη συσκευή αφαίρεσης σκληρού δέρματος ποδιών FreshPedi (εφεξής «προϊόν»). Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση σε λειτουργία και τη χρήση.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πολύ προσεκτικά, πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Αυτό ισχύει κυρίως για τις υποδείξεις ασφαλείας. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιές του προϊόντος. Οι οδηγίες χρήσης βασίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το εξωτερικό, λάβετε υπόψη σας και τους κατά τόπους νόμους και κανονισμούς. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μεταγενέστερη χρήση. Αν παραδώσετε το προϊόν σε τρίτους, δώστε οπωσδήποτε μαζί και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

### 2.2 Επεξήγηση συμβόλων

Τα παρακάτω σύμβολα και λέξεις σήμανσης χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, επάνω στο προϊόν, καθώς και στη συσκευασία.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτή η λέξη σήμανσης/αυτό το σύμβολο σήμανσης περιγράφει έναν μεσαίο κίνδυνο, ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή βαρύ τραυματισμό.

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτή η λέξη σήμανσης προειδοποιεί για πιθανές υλικές ζημιές.



Αυτό το σύμβολο σήμανσης σας παρέχει σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και τη χρήση.



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.



Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.



Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές του Ηνωμένου Βασιλείου.

**IPX7**

Το προϊόν διαθέτει προστασία από τις επιδράσεις της βύθισης σε νερό για διάστημα έως 30 λεπτά σε βάθος 1 m.

## 3 Ασφάλεια

### 3.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το προϊόν προβλέπεται αποκλειστικά για την απομάκρυνση του σκληρού δέρματος στα πόδια. Προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη σύμφωνη με τον προορισμό και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές σε πρόσωπα. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη χρήση ή από λανθασμένη χρήση.

## 3.2 Υποδείξεις ασφαλείας



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- Συνδέετε το καλώδιο USB του προϊόντος μόνο σε κατάλληλο φορτιστή (τροφοδοτικό SELV πιστοποιημένο κατά το πρότυπο IEC/EN 60335), ο οποίος είναι συνδεδεμένος σε εύκολα προσβάσιμη πρίζα, ώστε σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα από αυτήν.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει υποστεί ζημιά ή αν το καλώδιο USB παρουσιάζει βλάβη.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα, αναθέστε την επισκευή σε ειδικούς. Για το σκοπό αυτό αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε περίπτωση επισκευής από εσάς, ακατάλληλης σύνδεσης ή λανθασμένου χειρισμού παύουν να ισχύουν όλες οι απαιτήσεις, όπως αυτές απορρέουν από τις υποχρεώσεις ευθύνης και την εγγύηση.
- Σε περίπτωση επισκευής επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο τεμάχια που αντιστοιχούν στα αρχικά στοιχεία της συσκευής. Σε αυτό το προϊόν βρίσκονται ηλεκτρικά και μηχανικά τμήματα, τα

οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την προστασία από πηγές κινδύνου.

- Κρατάτε το καλώδιο USB μακριά από το νερό και άλλα υγρά. Δεν είναι αδιάβροχο.
- Μη βυθίζετε το προϊόν στο νερό για περισσότερο από 30 λεπτά (μέγιστο βάθος 1 m) και μην το κρατάτε για περισσότερο από 30 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Απενεργοποιείτε πάντα το προϊόν, όταν δεν το χρησιμοποιείτε, όταν το καθαρίζετε ή όταν παρουσιαστεί βλάβη. Αποσυνδέετε πάντοτε το καλώδιο USB από την παροχή ρεύματος, όταν δεν φορτίζετε το προϊόν.
- Μην αγγίζετε ποτέ το καλώδιο USB με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στο περίβλημα της συσκευής.
- Κρατάτε όλα τα τμήματα του προϊόντος μακριά από ακάλυπτες φλόγες και καυτές επιφάνειες.
- Τοποθετείτε το καλώδιο USB κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη σκοντάψετε σε αυτό.
- Μην αποσυνδέετε ποτέ το καλώδιο USB από την πρίζα τραβώντας το, πιάνετε το πάντα από το φις.
- Μην τσακίζετε το καλώδιο USB και μην το τοποθετείτε πάνω σε αιχμηρές ακμές.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που διαθέτουν περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή άτομα που έχουν ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή αφού λάβουν γνώση και κατανοήσουν την ασφαλή χρήση του προϊόντος, όπως και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά κάτω των 8 ετών να πλησιάζουν το προϊόν και το καλώδιο USB.
- Διασφαλίστε πως τα παιδιά δεν παίζουν με την πλαστική συσκευασία. Μπορεί, ενώ παίζουν, να τυλιχτούν σε αυτήν και να πάθουν ασφυξία.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο αφού πρώτα τοποθετηθεί σωστά το φύλλο αφαίρεσης σκληρού δέρματος.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την αφαίρεση του σκληρού δέρματος στα πόδια. Μην το χρησιμοποιείτε σε άλλα

μέρη του σώματος ή σε μαλακά ή λεπτά τμήματα του δέρματος.

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την ξηρή περιποίηση του δέρματος (μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα, όπως έλαια ή λοσιόν).
- Μην περιποιείστε μεμονωμένες περιοχές του δέρματος για περισσότερο από 2 έως 3 συνεχόμενα δευτερόλεπτα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν επάνω ή κοντά σε ανοιχτές πληγές ή ερεθισμένες περιοχές του δέρματος ή για την αφαίρεση κρεατοελιών.
- Αν εμφανιστεί πόνος ή ερεθισμός, μη χρησιμοποιείτε πλέον το προϊόν.
- Ρωτήστε κάποιον γιατρό, αν δεν είστε σίγουροι αν το προϊόν είναι κατάλληλο για εσάς (για παράδειγμα, αν πάσχετε από παθήσεις του δέρματος ή από διαβήτη, αν είστε έγκυες ή αν φέρετε βηματοδότη καρδιάς).
- Για λόγους υγιεινής το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο.
- Κρατάτε το προϊόν μακριά από μαλλιά, περούκες και άλλα μακριά, κινούμενα αντικείμενα όπως π.χ. κορδόνια παπουτσιών, κλωστές, υφασμάτινες ίνες κτλ.
- Σε περίπτωση μη ορθής χρήσης είναι πιθανή η διαρροή υγρού από την μπαταρία – αποφύγετε την επαφή μαζί τους. Το υγρό



από διαρροή μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.

- Σε περίπτωση επαφής του υγρού μπαταρίας με το δέρμα, τα μάτια ή τη βλεννογόνο πλύνετε και ξεπλύνετε αμέσως τα σημεία επαφής με καθαρό νερό. Εφόσον χρειάζεται, απευθυνθείτε σε ιατρό.
- Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να ανοίγονται, να βραχυκυκλώνονται ή να πετιούνται στη φωτιά.

## **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ!**

- Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην αποθέτετε το προϊόν στην άκρη επιφανειών, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη πτώση του.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με αυθεντικά εξαρτήματα.
- Μην γεμίζετε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος με υγρά.

### **4 Έλεγχος προϊόντος και παραδοτέου εξοπλισμού**

## **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ!**

- Εάν ανοίξετε τη συσκευασία χωρίς

προσοχή και χρησιμοποιήσετε κοφτερά μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν. Ανοίξτε τη συσκευασία με μεγάλη προσοχή.

1. Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία.
2. Ελέγξτε αν ο παραδοτέος εξοπλισμός είναι πλήρης (βλέπε **εικ. Α**).
3. Ελέγξτε αν το προϊόν ή τα μεμονωμένα τμήματά του έχουν υποστεί ζημιά. Αν συμβαίνει αυτό, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

## 5 Φόρτιση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Μη φορτίζετε το προϊόν όταν είναι βρεγμένο. Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε πως το προϊόν είναι στεγνό.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- Φορτίζετε το προϊόν μόνο σε εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 0 και 40 °C.
- Αποσυνδέετε πάντοτε το προϊόν από την παροχή ρεύματος, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης.



- Φορτίζετε το προϊόν πλήρως πριν από την πρώτη χρήση και όταν η απόδοση του συσσωρευτή του είναι μειωμένη.



- Η εναπομένουσα ισχύς του συσσωρευτή εμφανίζεται στην οθόνη **6** (ως ένδειξη %). Φορτίζετε το προϊόν όταν η απόδοση του συσσωρευτή είναι μειωμένη.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

1. Συνδέστε το μικρότερο άκρο του καλωδίου USB **11** στην υποδοχή φόρτισης **5** του προϊόντος.
2. Για τη φόρτιση συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή USB μιας κατάλληλης πηγής ρεύματος USB (π.χ. σε φορτιστή USB).

Η διαδικασία φόρτισης αρχίζει αυτόματα. Η τρέχουσα ισχύς του συσσωρευτή εμφανίζεται στην οθόνη (ως ένδειξη %).

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης αφαιρέστε το καλώδιο USB από την υποδοχή USB της πηγής τροφοδοσίας ρεύματος.

## 6 Χειρισμός



- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά σε ένα τμήμα των ποδιών, διενεργήστε μια δοκιμή ανοχής του δέρματος στο συγκεκριμένο σημείο για έως 3 δευτερόλεπτα. Ξεκινήστε την περιποίηση, μόνο εφόσον δεν διαπιστώσετε καμία εμφανή αντίδραση του δέρματος.
- Στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση «www.silkn.eu» μπορείτε να αγοράσετε νέα φύλλα αφαίρεσης σκληρού δέρματος.

### 6.1 Τοποθέτηση και αντικατάσταση φύλλων αφαίρεσης σκληρού δέρματος

Το προϊόν διαθέτει 3 φύλλα αφαίρεσης σκληρού δέρματος **8** / **1** / **7** (Λεπτό, Μεσαίο και Τραχύ). Αρχίστε χρησιμοποιώντας το Λεπτό φύλλο αφαίρεσης σκληρού δέρματος μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η περιποίηση είναι ανεκτή από την επιδερμίδα σας.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα **9**, αν είναι τοποθετημένο στο προϊόν.
2. Αφαιρέστε το τοποθετημένο φύλλο από το προϊόν.

Εφόσον χρειάζεται, πιάστε το φύλλο με το εργαλείο αφαίρεσης φύλλου **10** και τραβήξτε το προς τα πάνω για να αποκολλήσετε το φύλλο (βλέπε βήμα 1 στην **εικ. Β**).

3. Πιέστε ελαφρά το επιθυμητό φύλλο στον άξονα της κεφαλής λείανσης **2** (βλέπε βήμα 2 στην **εικ. Β**).

Όταν το φύλλο κουμπώσει στη θέση του θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο κλικ.

## 6.2 Έναρξη και τερματισμός θεραπείας

1. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας είναι καθαρά και εντελώς στεγνά.
2. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο χειρισμού (⏻) 4.

Το προϊόν είναι τώρα ενεργοποιημένο και ρυθμισμένο σε χαμηλή ταχύτητα. Το σύμβολο «1» εμφανίζεται στην οθόνη 6.

3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο χειρισμού (⏻) για να αυξήσετε τη επίπεδο ταχύτητας.

Το προϊόν είναι τώρα ρυθμισμένο σε υψηλή ταχύτητα. Το σύμβολο «2» εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Φέρτε την κεφαλή λείανσης 2 πάνω από τα μέρη του δέρματος που θέλετε να περιποιηθείτε. Ασκείστε ελαφρά πίεση και χρησιμοποιήστε την κεφαλή λείανσης το πολύ 2 με 3 δευτερόλεπτα σε κάθε σημείο του δέρματος. Στη συνέχεια ελέγξτε το αποτέλεσμα (βλέπε **εικ. C**).

Η σκόνη που προκύπτει κατά τη διάρκεια της περιποίησης καταλήγει στον θάλαμο συλλογής σκόνης πίσω από την κεφαλή λείανσης.

5. Όταν ολοκληρωθεί η αγωγή, πιέστε το πλήκτρο χειρισμού (⏻) για τρίτη φορά, για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

## 7 Καθαρισμός

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

- Πριν καθαρίσετε το προϊόν, αποσυνδέστε το πάντα προηγουμένως από την παροχή ρεύματος.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ!

- Μη χρησιμοποιείτε δραστικά απορρυπαντικά, βούρτσες με μεταλλικές τρίχες, καθώς και αιχμηρά ή μεταλλικά εξαρτή-

## ματα καθαρισμού, όπως μαχαίρια, σκληρές σπάτουλες και παρόμοια.

Καθαρίζετε το προϊόν μετά από κάθε χρήση.

1. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και δεν βρίσκεται σε διαδικασία φόρτισης.
2. Ανοίξτε ωθώντας το κάλυμμα θαλάμου συλλογής σκόνης **3** και αφαιρέστε τη σκόνη που έχει καταλήξει εκεί (βλέπε **εικ. D**). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού **12**, εφόσον είναι απαραίτητο.
3. Ξεπλύνετε το φύλλο αφαίρεσης σκληρού δέρματος **1/7/8**, το κάλυμμα συλλογής σκόνης και το περίβλημα του προϊόντος σε τρεχούμενο νερό (βλέπε **εικ. D**). Για πιο αποτελεσματικό καθαρισμό το προϊόν μπορεί να ενεργοποιείται για λίγα δευτερόλεπτα.
4. Μετά τον καθαρισμό τους, στεγνώνετε όλα τα τμήματα του προϊόντος.
5. Πριν την επόμενη χρήση του προϊόντος τοποθετήστε το κάλυμμα πίσω στον θάλαμο συλλογής σκόνης.


## 8 Φύλαξη

Πριν τη φύλαξη όλα τα τεμάχια πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως.

- Φυλάσσετε όλα τα μέρη σε καθαρό και στεγνό μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα **9**, για να προστατέψετε το φύλλο αφαίρεσης σκληρού δέρματος **1/7/8** κατά τη φύλαξη.

## 9 Αναζήτηση σφαλμάτων

Μερικά προβλήματα προκύπτουν κατά πάσα πιθανότητα εξαιτίας μικρών βλαβών, τις οποίες μπορείτε να παραμερίσετε μόνοι σας. Για το σκοπό αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες στον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα δεν παραμεριστεί με αυτόν τον τρόπο, αποταθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μην επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν.

<b>Βλάβη</b>	<b>Πιθανή αιτία και λύση</b>
Το προϊόν δεν ενεργοποιείται.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει φορτιστεί σωστά (βλ. κεφάλαιο «Φόρτιση»).
Η διαδικασία φόρτισης δεν αρχίζει.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB  έχει συνδεθεί σωστά με το προϊόν και με την υποδοχή φόρτισης USB μιας κατάλληλης πηγής τροφοδοσίας ρεύματος.

## 10 Τεχνικά στοιχεία

GR

Μοντέλο:	FTC03
Τάση:	DC 3,7 V
Τροφοδοσία ρεύματος:	6 W
Χωρητικότητα συσσωρευτή:	2 000 mAh (λιθίου)
Ρυθμίσεις ταχύτητας:	2 (χαμηλή/υψηλή)
Ταχύτητα περιστροφής:	1 900 σαλ (χαμηλή ταχύτητα) 2 200 σαλ (υψηλή ταχύτητα)
Διάρκεια φόρτισης:	2–2,5 ώρες
Βαθμός προστασίας:	IPX7 (προστασία από τις επιδράσεις της βύθισης σε νερό για διάστημα έως 30 λεπτά σε βάθος 1 m)
Διάρκεια χρήσης:	Περ. 150 λεπτά ανά πλήρη φόρτιση
Διαστάσεις:	165 × 76 × 50 mm

## 11 Διάθεση

### 11.1 Διάθεση της συσκευασίας



Διαθέτετε τα τμήματα της συσκευασίας προς απόρριψη ανάλογα με το είδος τους. Παραδίδετε το χαρτόνι και τις κούτες στην ανακύκλωση χαρτιού και τις πλαστικές μεμβράνες στα ανακυκλώσιμα υλικά.

## 11.2 Διάθεση του προϊόντος

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σύστημα διαχωρισμού υλικών)



**Οι παλιές συσκευές δεν επιτρέπεται να διατίθενται στα οικιακά απορρίμματα!**

Αν το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια, **διαθέστε το σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της περιοχής ή της χώρας σας.** Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η κατάλληλη επαναχρησιμοποίηση των παλιών συσκευών και αποφεύγονται

οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές συσκευές διαθέτουν την απεικονιζόμενη σήμανση.

**Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν επιτρέπεται να διατίθενται στα οικιακά απορρίμματα!**



Ως τελικός χρήστης, είστε υποχρεωμένος από το νόμο να παραδίδετε όλες τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές – ανεξάρτητα από το εάν περιέχουν βλαβερές ουσίες\* ή όχι – σε ένα σημείο συλλογής του δήμου/της κοινότητας ή σε κάποιον έμπορο, ώστε να

μπορούν να διατεθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μεταφέρετε ολόκληρο το προϊόν (συμπεριλαμβανομένου του συσσωρευτή) στο σημείο συλλογής της περιοχής σας και βεβαιωθείτε ότι ο συσσωρευτής είναι πλήρως αποφορτισμένος!

\*επισημαίνεται με: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος

## 12 Πληροφορίες εγγύησης

Το προϊόν αυτό καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εύρος της εγγύησης για το προϊόν αυτό περιορίζεται σε τεχνικές ελλείψεις που προκλήθηκαν λόγω λανθασμένων διαδικασιών παραγωγής. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα εγγύησης, φροντίστε να λάβετε τις αντίστοιχες υποδείξεις από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Ενδέχεται να μπορεί να λύσει το πρόβλημά σας, χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις. Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι πάντα στη διάθεσή σας!

## 13 Εξυπηρέτηση πελατών

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Silk'n θα βρείτε στην τοπική σας ιστοσελίδα της Silk'n, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή έχει βλάβη, αν χρειάζεται επισκευή ή εσείς χρειάζεστε τη βοήθειά μας, αποταθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Silk'n. Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών: +31(0)180-330550  
Email: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

GR



## Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

TR

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silkn Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silk'n logosu Silkn Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları</b> _____	<b>107</b>
<b>2</b>	<b>Genel</b> _____	<b>107</b>
2.1	Kullanım kılavuzunu okumak ve saklamak _____	107
2.2	Sembol açıklamaları _____	107
<b>3</b>	<b>Güvenlik</b> _____	<b>108</b>
3.1	Amaca uygun kullanım _____	108
3.2	Güvenlik uyarıları _____	108
<b>4</b>	<b>Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü</b> _____	<b>112</b>
<b>5</b>	<b>Şarj etme</b> _____	<b>112</b>
<b>6</b>	<b>Kullanım</b> _____	<b>113</b>
6.1	Nasır giderici disklerin takılması ve değiştirilmesi _____	113
6.2	Uygulamayı başlatma ve sonlandırma _____	113
<b>7</b>	<b>Temizleme</b> _____	<b>114</b>
<b>8</b>	<b>Saklama</b> _____	<b>115</b>
<b>9</b>	<b>Hata arama</b> _____	<b>115</b>
<b>10</b>	<b>Teknik bilgiler</b> _____	<b>115</b>
<b>11</b>	<b>İmha</b> _____	<b>116</b>
11.1	Ambalajın imhası _____	116
11.2	Ürünün imhası _____	116
<b>12</b>	<b>Garanti bilgileri</b> _____	<b>117</b>
<b>13</b>	<b>Müşteri Hizmetleri</b> _____	<b>117</b>

# I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 Nasır giderici disk* (Orta)   | 7 Nasır giderici disk (Kalın) |
| 2 Törpüleme başı (Milli)        | 8 Nasır giderici disk (İnce)  |
| 3 Toz toplama bölmesinin kapağı | 9 Kapak                       |
| 4 Kumanda tuşu (⏻)              | 10 Disk sökücü                |
| 5 Şarj bağlantısı               | 11 USB kablosu                |
| 6 Ekran                         | 12 Temizleme fırçası          |

\*Törpüleme başına takılı.

TR

## 2 Genel

### 2.1 Kullanım kılavuzunu okumak ve saklamak



Bu kullanım kılavuzu bu Nasır Giderici FreshPedi (bundan böyle "ürün" olarak adlandırılır) ürününe aittir. Kılavuz, çalıştırma ve kullanım ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu

dikkatli bir şekilde okuyun. Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

### 2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.



**UYARI!**

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

**UYARI!**

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Birleşik Krallık'ta uygulanan tüm yönetmeliklere uygundur

**IPX7**

Ürün 1 metrelik derinlikteki suya 30 dakikaya kadar daldırılmaya karşı korumalıdır.

TR

## 3 Güvenlik

### 3.1 Amaca uygun kullanım

Ürün yalnızca ayakların üzerindeki nasırları uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari alanda kullanıma uygun değildir. Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

### 3.2 Güvenlik uyarıları

#### **UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!**

- Ürünü sadece birlikte teslim edilen USB kablosuyla kullanın.
- Ürünün USB kablosunu yalnızca, arıza halinde hızlıca bağlantıyı kesebileceğiniz, kolayca erişilebilen bir prize takılı olan uygun bir adaptöre (IEC/EN 60335 onaylı SELV adaptörü) takın.
- Ürün hasarlı ya da USB kablosu arızalıysa ürünü kullanmayın.

- Gvdeyi aımayın, onarımı uzmanına bırakın. Bunun iin teknik servise bařvurun. Servis dıřında yaptırılan onarımlarda yanlış baėlantı veya hatalı kullanma durumunda, sorumluluk ve garanti hakkı ortadan kalkar.
- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun paralar kullanılabilir. Bu rnde tehlike kaynaklarından korunma baėlamında temel neme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
- USB kablosunu sudan ve bařka sıvılardan uzak tutun. Kablo su geirmez deėildir.
- rn 30 dakikadan fazla suya daldırmayın (azami 1 metre derinlik) ve akan suyun altında 30 dakikadan daha uzun sre tutmayın.
- Kullanmadıėınız zaman, temizlerken veya bir arıza ortaya ıktıėında rn daima kapatın. rn řarj etmediėiniz zaman, USB kablosunu daima g kaynaėından ayırın.
- USB kablosuna asla ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazın iine hibir cisim sokmayın.
- rnn tm paralarını aık alevlerden ve sıcak yzeylerden uzak tutun.
- USB kablosunu takılıp dřmelere sebep olmayacak řekilde yerleřtirin.
- Adaptrden ekerken USB kablosunu kablosundan deėil, kablonun fiřinden tutarak ekin.

- USB kablosunu kıvırmayın ve keskin kenarlar üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.

## **! UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!**

- Bu ürün, gözlemlenmeleri veya ürünün güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş olmaları ve kullanıma bağlı tehlikeleri anlamış olmaları halinde 8 yaş üstü çocuklar veya fiziksel, duyuşal veya ruşsal yetenekleri sınırlı kişiler veya deneyim ve bilgi yetersizliğı olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 8 yaşından küçük çocukları üründen ve USB kablosundan uzak tutun.
- Çocukların plastik ambalajla oynamasını önleyin. Oynarken ambalaj başlarına geçebilir ve boğıulma riski yaratabilir.
- Ürünü yalnızca nasır giderici disk düzgün bir şekilde takıldıktan sonra kullanın.
- Ürünü sadece ayaklardaki sertleşmiş cildi tedavi etmek için kullanın. Vücutun diğerkisimlerinde veya yumuşak ve ince cilt kısımlarında kullanmayın.
- Ürünü yalnızca kuru cilt tedavisi amacıyla kullanın (Yağ veya losyon gibi katkıları kullanmayın).

- Tedaviyi münferit cilt noktalarına bir defada en fazla 2 ila 3 saniye boyunca uygulayın.
- Ürünü doğrudan açık yara veya iltihaplı cilt bölgeleri üzerinde veya yakınında veya sigilleri gidermek için kullanmayın.
- Ağrılarınız veya tahrişleriniz oraya çıktığı zaman, ürünü artık kullanmayın.
- Ürünün sizin için uygun olup olmadığından emin değilseniz bir doktora başvurun (örneğin cilt hastalığınız veya diyabet hastalığınız var ise, hamileyseniz veya kalp pili yaşıyorsanız).
- Hijyenik nedenlerden dolayı ürün yalnızca bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü saçlardan, peruklardan ve ayakkabı bağları, ipler, tekstil lifleri gibi uzun, hareketli nesnelere uzak tutun.
- Yanlış kullanımlarda pildeki sıvı sızabilir. Bu sıvıyla temastan kaçının. Pillerden sızan sıvı tahrişe ve kimyasal yanıklara sebep olabilir.
- Pillerden sızan sıvının deri, göz ya da mukozayla teması halinde, temas eden bölgeyi derhal temiz suyla yıkayın ve durulayın. Gerekirse bir doktora başvurun.
- Piller sökülmemeli, kısa devre yapılmamalı ya da ateşe atılmamalıdır.

## **UYARI! HASAR TEHLİKESİ!**

- Ürünü direkt güneş ışığına ya da aşırı ısıya maruz bırakmayın.

- Düşmesini önlemek için ürünü bir yüzeyin kenarına bırakmayın.
- Ürünü sadece orijinal aksesuarla birlikte kullanın.
- Ürünün gövdesini asla sıvıyla doldurmayın.

#### 4 **Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü**

##### UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma esnasında çok dikkatli davranın.

1. Ürünü ambalajından çıkartın.
2. Teslimatın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin (bkz. **şekil A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bunun için teknik servisi-mize başvurun.

#### 5 **Şarj etme**

##### **UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!**

- Ürünü ıslakken şarj etmeyin. Şarjdan önce ürünün kuru olduğundan emin olun.
- Ürünü sadece birlikte teslim edilen USB kablosuyla şarj edin.
- Ürünü yalnızca 0 ila 40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra ürünü mutlaka güç kaynağından ayırın.





- Ürünü ilk kullanımdan önce ve düşük pil seviyesi halinde şarj edin.
- Kalan pil seviyesi ekranda **6** gösterilir (% olarak). Ürünü düşük pil seviyesi halinde şarj edin.
- Ürün şarj sırasında kullanılmamalıdır.

1. USB kablosunun **11** küçük ucunu ürünün şarj bağlantısına **5** sokun.
2. Şarj etmek için USB kablosunun büyük ucunu uygun bir USB güç kaynağının (örn. USB adaptörü) USB bağlantı noktasına takın. Şarj otomatik olarak başlayacaktır. Güncel pil seviyesi ekranda gösterilir (% olarak).
3. Şarj etme tamamlandığında, USB kablosunu şarj bağlantı noktasından ve USB güç kaynağından çıkarın.

TR

## 6 Kullanım



- Ayaklardaki bir alana ilk kez tedavi uygulamadan önce, bir noktada en fazla 3 saniyelik cilt tolerans testi yapın. Tedaviye ancak ciltte herhangi bir gözle görülür reaksiyon olmaması halinde başlayın.
- Yeni nasır giderici diskleri "www.silkn.eu" adresindeki web sitemizden satın alabilirsiniz.

### 6.1 Nasır giderici disklerin takılması ve değiştirilmesi

Ürüne 3 nasır giderici disk **8/1/7** dahildir (İnce, Orta ve Kalın). Tedaviyi iyi bir şekilde tolere edebileceğinizden emin olmak için İnce nasır giderici diskle başlayın.

1. Ürüne takılı ise kapağı **9** çıkarın.
2. Monteli diski üründen çıkarın.

Gerekirse disk sökücüyü **10** diske takın ve yukarı doğru çekerek diski sökün (bkz. **şekil B**, 1. adım).

3. Dilediğiniz diski törpüleme başının **2** milinin üstüne hafifçe bastırın (bkz. **şekil B**, 2. adım).

Disk yerine oturduğunda bir tık sesi duyarsınız.

### 6.2 Uygulamayı başlatma ve sonlandırma

1. Ayaklarınızın temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
2. Kumanda tuşuna (**U**) **4** bir kez basın.

Ürün şu anda açıktır ve düşük hıza ayarlanmıştır. Ekranda **6** "I" sembolü görünür.

3. Hız seviyesini arttırmak için kumanda tuşuna (⏮) tekrar basın. Ürün şu anda yüksek hıza ayarlanmıştır. Ekranda "2" sembolü görünür.
4. Törpüleme başlığını (2) tedavi edilecek cilt kısımlarının üzerine getirin. Bu esnada hafifçe bastırın ve törpüleme başlığını en fazla 2 ila 3 saniye boyunca cilt noktasına uygulayın. Ardından sonucu kontrol edin (bkz. **şekil C**).  
Tedavi esnasında ortaya çıkan toz, törpüleme başlığının arkasındaki toz toplama haznesine çekilir.
5. Tedavi bittiğinde, ürünü kapatmak için kumanda tuşuna (⏻) üçüncü bir kez basın.

## 7 Temizleme

### UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü temizlemeden önce her zaman elektrik şebekesinden ayırın.

### UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Aşındırıcı temizleyiciler, metal fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.

Her kullanımdan sonra ürünü temizleyin.

1. Ürünün kapalı olduğundan ve o sırada şarja takılı olmadığından emin olun.
2. Toz toplama bölmesinin kapağını (3) kaydırarak açın ve içinde toplanmış törpü tozunu giderin (bkz. **şekil D**).  
Bunun için gerekirse temizleme fırçasını (12), kullanın.
3. Nasır giderici diski (1/7/8), toz toplama bölmesini ve ürünün gövdesini akan suyun altında yıkayın (bkz. **şekil D**).  
Daha etkili bir temizlik için ürün birkaç saniyelikine çalıştırılabilir.
4. Temizledikten sonra ürünün tüm parçalarını kurulaştırın.
5. Ürünü bir sonraki sefer kullanmadan önce toz toplama bölmesinin kapağını geri takın.

## 8 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır.

- Parçaları sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Nasır giderici disk (1/7/8) muhafaza ederken korumak için kapağı (9) yerine takın.

## 9 Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün açılmıyor.	Ürünün gerektiği gibi şarj edildiğinden emin olun (bkz. "Şarj etme" bölümü).
Şarj etmeye başlamıyor.	USB kablosunun (11) ürüne ve uygun bir USB güç kaynağının USB şarj bağlantı noktasına doğru şekilde takıldığından emin olun.

## 10 Teknik bilgiler

Model:	FTC03
Gerilim:	DC 3,7 V
Elektrik beslemesi:	6 W
Batarya kapasitesi:	2 000 mAh (Lityum)
Hız ayarları:	2 (düşük/yüksek)
Dönme hızı:	1 900 RPM (düşük hız) 2 200 RPM (yüksek hız)
Şarj süresi:	2–2,5 saat
Koruma türü:	IPX7 (1 metrelik derinlikteki suya 30 dakika boyunca daldırılmanın etkilerine karşı korumalı)
Kullanım süresi:	Tam şarj olması durumunda yakl. 150 dakika
Ölçüler:	165 × 76 × 50 mm

# 11 İmha

## 11.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

## 11.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



**Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!**

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların kurallara



uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

**Bataryalar ve piller evsel atıklarla birlikte imha edilemez!**



Son kullanıcı olarak, tehlikeli maddeler\* içersin ya da içermesin, tüm batarya ve pilleri çevre dostu bir şekilde imha veya bertaraf edilebilmeleri için belediyenin/ilçenin toplama merkezine teslim etmekten yasal olarak sorumlusunuz.

Bataryalar dahil eksiksiz ürünü toplama merkezimize götürün ve bataryaların boşaltıldığından emin olun!

\*şöyle belirtilir: Cd = Kadmiyum, Hg = Cıva, Pb = Kurşun

## 12 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

## 13 Müşteri Hizmetleri

TR

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31(0)180-330550

E-posta: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

## Avvertenze legali

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silkn Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silkn Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi  
www.silkn.eu - info@silkn.eu

# Indice

<b>1</b>	<b>Dotazione/parti dell'apparecchio</b>	<b>120</b>
<b>2</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>120</b>
2.1	Letture e conservazione delle istruzioni per l'uso	120
2.2	Spiegazione dei simboli	120
<b>3</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>121</b>
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	121
3.2	Avvertenze di sicurezza	121
<b>4</b>	<b>Controllare il prodotto e la dotazione</b>	<b>125</b>
<b>5</b>	<b>Ricarica</b>	<b>126</b>
<b>6</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>127</b>
6.1	Applicazione e sostituzione dei dischi per la rimozione dei calli	127
6.2	Inizio e fine del trattamento	127
<b>7</b>	<b>Pulizia</b>	<b>128</b>
<b>8</b>	<b>Conservazione</b>	<b>129</b>
<b>9</b>	<b>Ricerca anomalie</b>	<b>129</b>
<b>10</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>129</b>
<b>11</b>	<b>Smaltimento</b>	<b>130</b>
11.1	Smaltimento dell'imballaggio	130
11.2	Smaltimento del prodotto	130
<b>12</b>	<b>Garanzia</b>	<b>131</b>
<b>13</b>	<b>Servizio di assistenza clienti</b>	<b>131</b>

# I Dotazione/parti dell'apparecchio

- |   |   |
|---|---|
| 1 Disco per la rimozione dei calli* (a grana Media) | 7 Disco per la rimozione dei calli (a grana Grossa) |
| 2 Testina di levigatura (con albero)                | 8 Disco per la rimozione dei calli (a grana Fine)   |
| 3 Coperchio della camera di raccolta polvere        | 9 Coperchio   |
| 4 Pulsante di comando (⏻)                           | 10 Dispositivo per la rimozione dei calli           |
| 5 Connettore di ricarica                            | 11 Cavo USB   |
| 6 Display   | 12 Spazzola di pulizia                              |

\*Già fissato alla testina di levigatura.

IT

## 2 Informazioni generali

### 2.1 Lettura e conservazione delle istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo dispositivo per la rimozione dei calli FreshPedi (di seguito denominato "prodotto"). Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Ciò vale in particolare per le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per usi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

### 2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

#### **AVVERTIMENTO!**

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



## AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per l'uso.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme applicabili nel Regno Unito.

**IPX7**

Il prodotto è protetto per 30 minuti dagli effetti derivanti dall'immersione in acqua fino a 1 m di profondità.

## 3 Sicurezza

### 3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è destinato esclusivamente alla rimozione di calli sui piedi. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale. Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

### 3.2 Avvertenze di sicurezza



## AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Utilizzare il prodotto esclusivamente con il cavo USB in dotazione.
- Collegare il cavo USB del prodotto solo a un alimentatore adeguato (alimentatore SELV

certificato secondo IEC/EN 60335), che a sua volta sia collegato a una presa facilmente accessibile in modo da poterlo scollegare rapidamente dalla rete in caso di guasto.

- Non usare il prodotto se è danneggiato o se il cavo USB è guasto.
- Non aprire il corpo dell'apparecchio, ma far eseguire la riparazione a persone qualificate. Rivolgersi all'assistenza post-vendita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o utilizzo errato, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
- Tenere il cavo USB lontano da acqua e altri liquidi. Non è impermeabile.
- Non immergere il prodotto in acqua per più di 30 minuti (a una profondità massima di 1 m) e non tenerlo sotto l'acqua corrente per più di 30 minuti.
- Spegnerne sempre il prodotto in caso di inutilizzo, pulizia o guasti. Scollegare sempre il cavo USB dalla rete elettrica quando il prodotto non è in carica.

- Non toccare mai il cavo USB con le mani bagnate o umide.
- Non inserire oggetti nel corpo dell'apparecchio.
- Tenere tutti i componenti del prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo USB in modo tale che nessuno possa inciamparvi.
- Non estrarre il cavo USB afferrandolo per l'alimentatore, ma afferrare sempre la spina.
- Non piegare il cavo USB e non farlo passare lungo spigoli vivi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni.



## **AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!**

- L'uso del presente prodotto è consentito ai bambini maggiori di 8 anni e alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e cognizioni a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sul modo sicuro di usare il prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli connessi all'uso. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.

- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dal prodotto e dal cavo USB.
- Assicurarci che i bambini non giochino con la pellicola d'imballaggio. Giocandovi, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Usare il prodotto solo dopo aver applicato correttamente il disco per la rimozione dei calli.
- Utilizzare il prodotto solo per trattare la pelle indurita dei piedi. Non utilizzarlo su altre parti del corpo e su pelle morbida o sottile.
- Utilizzare il prodotto solo per il trattamento della pelle secca (non utilizzare additivi come oli o lozioni).
- Trattare le singole aree della pelle per un massimo di 2–3 secondi alla volta.
- Non usare il prodotto direttamente su ferite aperte o aree infiammate della pelle o in prossimità di esse, neanche per rimuovere verruche.
- In caso di dolore o irritazione, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Consultare un medico se non siete sicuri che il prodotto sia adatto a voi (ad esempio, se avete malattie della pelle o diabete, se siete incinta o se avete un pacemaker).
- Per motivi igienici, il prodotto deve essere utilizzato da una sola persona.

- Tenere il prodotto lontano da capelli, parrucche e altri oggetti lunghi, mobili e flessibili, ad es. lacci, fili, fibre tessili, ecc.
- In caso di utilizzo improprio, il liquido può fuoriuscire dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido. Il liquido delle batterie può provocare irritazioni o ustioni chimiche.
- In caso di contatto di pelle, occhi o mucose con il liquido della batteria, lavare e sciacquare immediatamente le aree interessate con acqua pulita. Rivolgersi eventualmente a un medico.
- Non smontare le batterie, non cortocircuitarle e non gettarle nel fuoco.

## **AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!**

- Non esporre il prodotto ai raggi solari diretti o al calore estremo.
- Non posizionare il prodotto sul bordo di una superficie per evitare che possa cadere.
- Utilizzare il prodotto solo con gli accessori originali.
- Non versare mai liquidi nel corpo del prodotto.

## **4 Controllare il prodotto e la dotazione**

### **AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!**

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato

o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Aprire l'imballaggio con cautela.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A**).
3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

## 5 Ricarica

### **AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!**

- Non ricaricare il prodotto quando è bagnato. Prima di ricaricarlo, assicurarsi che il prodotto sia asciutto.
- Ricaricare il prodotto esclusivamente con il cavo USB in dotazione.
- Ricaricare il prodotto soltanto a temperature comprese tra 0 e 40 °C.
- A ricarica avvenuta, scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione elettrica.



- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica.
  - Il livello residuo della batteria è visualizzabile sul display **6** (in %). Caricare il prodotto quando la batteria è quasi scarica.
  - Non è consentito usare il prodotto mentre è in carica.
1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB **11** nel connettore di ricarica **5** del prodotto.
  2. Per ricaricare, inserire l'estremità più grande del cavo USB nella porta USB di una fonte di alimentazione USB adatta (ad es. un alimentatore USB).

La ricarica inizia automaticamente. Il livello corrente della batteria è visualizzabile sul display (in %).

- Al termine del processo di ricarica, estrarre il cavo USB dal connettore di ricarica e dalla fonte di alimentazione USB.

## 6 Utilizzo



- Prima di trattare per la prima volta una zona dei piedi, eseguire in un punto un test di tolleranza cutanea per massimo 3 secondi. Iniziare quindi il trattamento solo se non si presentano irritazioni cutanee.
- È possibile acquistare nuovi dischi per la rimozione dei calli sul nostro sito web all'indirizzo "www.silkn.eu".

IT

### 6.1 Applicazione e sostituzione dei dischi per la rimozione dei calli

La fornitura del prodotto comprende 3 dischi per la rimozione dei calli (8/1/7) (a grana Fine, Media e Grossa). Iniziare con il disco per la rimozione dei calli a grana Fine finché non si è certi di tollerare bene il trattamento.

- Rimuovere il coperchio (9), se è attaccato al prodotto.
- Rimuovere il disco montato dal prodotto.

Se necessario, agganciare il dispositivo per la rimozione dei calli (10) al disco e tirarlo verso l'alto per staccare il disco (vedi passaggio 1 nella **Fig. B**).

- Premere leggermente il disco desiderato sull'albero della testina di levigatura (2) (vedi passaggio 2 nella **Fig. B**).

Si udirà un clic quando il disco scatta in posizione.

### 6.2 Inizio e fine del trattamento

- Assicurarsi che i piedi siano puliti e completamente asciutti.
- Premere una volta il pulsante di comando (⏻) (4).

Il prodotto è ora acceso e impostato a bassa velocità. Il simbolo "1" appare sul display (6).

- Premere nuovamente il pulsante di comando (⏻) per aumentare il livello di velocità.

Il prodotto è ora impostato su una velocità elevata. Il simbolo "2" appare sul display.

- Guidare la testina di levigatura (2) sulle aree della pelle da trattare. Applicare una leggera pressione e applicare la testina di levigatura su un'area della pelle per un massimo di 2–3 secondi. Dopodiché controllare il risultato (vedi **Fig. C**).

La polvere generata durante il trattamento viene aspirata nella camera di raccolta polvere situata dietro alla testina di levigatura.

5. Al termine del trattamento, premere il pulsante di comando (⏻) una terza volta per spegnere il prodotto.

## 7 Pulizia

### **AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**






- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di eseguire la pulizia.

IT

### **AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!**

- Non usare detergenti abrasivi, spazzole con setole metalliche e utensili taglienti in metallo per la pulizia, come coltelli, spazzole dure e simili.

Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo.

1. Assicurarsi che il prodotto sia spento e non sia in carica.
2. Aprire il coperchio della camera di raccolta polvere  e rimuovere la polvere accumulatasi (vedi **Fig. D**).  
Utilizzare a tale scopo la spazzole di pulizia , se necessario.
3. Sciacquare il disco per la rimozione dei calli //, la camera di raccolta polvere e l'alloggiamento del prodotto sotto l'acqua corrente (vedi **Fig. D**).  
Per una pulizia più efficace è possibile lasciare acceso il prodotto per qualche secondo.
4. Dopo la pulizia, asciugare tutti i componenti del prodotto.
5. Prima dell'uso successivo del prodotto, rimettere il coperchio sulla camera di raccolta polvere.



## 8 Conservazione

Prima di riporre il prodotto tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

- Conservare tutti i componenti in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.
- Applicare il coperchio **9** per proteggere il disco per la rimozione dei calli **1/7/8** durante la conservazione.

## 9 Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

<b>Malfunzionamento</b>	<b>Possibile causa e rimedio</b>
Il prodotto non si accende.	Assicurarsi che il prodotto sia stato ricaricato correttamente (vedi capitolo "Ricarica").
Il processo di ricarica non si avvia.	Assicurarsi che il cavo USB <b>11</b> sia collegato correttamente al prodotto e al connettore di ricarica USB di una fonte di alimentazione USB.

## 10 Dati tecnici

Modello:	FTC03
Tensione:	CC 3,7 V
Alimentazione:	6 W
Capacità della batteria ricaricabile:	2.000 mAh (litio)
Impostazioni di velocità:	2 (bassa/alta)
Velocità di rotazione:	1.900 giri/min (bassa velocità) 2.200 giri/min (velocità elevata)
Durata della ricarica:	2–2,5 ore

Grado di protezione:	IPX7 (protetto dagli effetti derivanti dall'immersione in acqua fino a 30 minuti e fino a 1 m di profondità)
Durata d'impiego:	circa 150 minuti per ricarica completa
Dimensioni:	165 × 76 × 50 mm

## II Smaltimento

### II.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

### II.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



**Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici!**

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria regione.**

In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

**Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!**



Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose\*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che

possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Portare il prodotto completo (compresa la batteria) al punto di raccolta e assicurarsi che la batteria sia scarica!

\*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

## **I2 Garanzia**

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarla!

**IT**

## **I3 Servizio di assistenza clienti**

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Numero del servizio: +31(0)180-330550

E-mail: [servizioclientiit@silkn.eu](mailto:servizioclientiit@silkn.eu)

## Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V.s patentrettigheter.

Det er ikke tillatt å reproducere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Leveringsomfang/apparatets deler</b>	<b>134</b>
<b>2</b>	<b>Generelt</b>	<b>134</b>
2.1	Les og oppbevar bruksanvisningen	134
2.2	Symbolforklaring	134
<b>3</b>	<b>Sikkerhet</b>	<b>135</b>
3.1	Riktig bruk	135
3.2	Sikkerhetsanvisninger	135
<b>4</b>	<b>Kontrollere produktet og leveringsomfanget</b>	<b>139</b>
<b>5</b>	<b>Lading</b>	<b>139</b>
<b>6</b>	<b>Betjening</b>	<b>140</b>
6.1	Montere eller bytte skiver for fjerning av hornhud	140
6.2	Starte og avslutte behandling	141
<b>7</b>	<b>Rengjøring</b>	<b>141</b>
<b>8</b>	<b>Oppbevaring</b>	<b>142</b>
<b>9</b>	<b>Feilsøking</b>	<b>142</b>
<b>10</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>143</b>
<b>11</b>	<b>Kassering</b>	<b>143</b>
11.1	Avhending av emballasjen	143
11.2	Avhending av produktet	143
<b>12</b>	<b>Garantiinformasjon</b>	<b>144</b>
<b>13</b>	<b>Kundeservice</b>	<b>144</b>

# I Leveringsomfang/apparatets deler

- |   |  |
|---|--|
| 1 Skive for fjerning av hornhud* (Medium) | 7 Skive for fjerning av hornhud (Grov) |
| 2 Slipehode (med aksel)                   | 8 Skive for fjerning av hornhud (Fin)  |
| 3 Deksel til støvoppsamleren              | 9 Deksel                               |
| 4 Betjeningsknapp (⏻)                     | 10 Skivefjerner                        |
| 5 Ladekontakt                             | 11 USB-kabel                           |
| 6 Display                                 | 12 Rengjøringsbørste                   |

\*Allerede festet til slipehodet.

## 2 Generelt

NO

### 2.1 Les og oppbevar bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen hører til hornhud-fjerner FreshPedi (heretter kalt «produktet»). Den inneholder viktig informasjon om oppstart og bruk. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene. Hvis du ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

### 2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.

#### **ADVARSEL!**

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risikograd som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

#### **LES DETTE!**

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.



Les bruksanvisningen.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle bestemmelser som kommer til anvendelse i Storbritannia.

**IPX7**

Produktet er beskyttet når det senkes i vann på en dybde på 1 m i opptil 30 minutter.

NO

## 3 Sikkerhet

### 3.1 Riktig bruk

Produktet er utelukkende beregnet til fjerning av hard hud på føttene. Det er utelukkende ment til privat bruk og er ikke egnet til næringsformål. Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for ting- eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

### 3.2 Sikkerhetsanvisninger



## ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Produktet skal bare brukes sammen med den medfølgende USB-kabelen.
- USB-kabelen til produktet skal utelukkende kobles til en egnet strømadapter (SELV-adapter sertifisert i henhold til IEC/EN 60335), som igjen er koblet til en lett tilgjengelig stikkontakt slik at du raskt kan koble

- den fra strømforsyningen i tilfelle feil oppstår:
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller USB-kabelen er defekt.
  - Du må ikke åpne apparatet, men overlate reparasjonen til fagfolk. Henvend deg da til kundeservice. Ved reparasjoner utført på egen hånd, ukyndig tilkobling eller feil betjening, bortfaller ansvars- og garantikrav.
  - Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige apparatspesifikasjonene. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.
  - Hold USB-kabelen unna vann og andre væsker. Den er ikke vanntett.
  - Ikke dypp produktet i mer enn 30 minutter under vann (dybde på maksimalt 1 m). Ikke hold det i mer enn 30 minutter under rennende vann.
  - Du må alltid slå av produktet når det ikke er i bruk, når det rengjøres eller dersom det foreligger en feil. Trekk alltid USB-kabelen ut av stikkontakten når du ikke lader produktet.
  - Du må aldri ta på USB-kabelen med våte eller fuktige hender.
  - Ikke stikk gjenstander inn i huset.
  - Hold alle komponenter til produktet unna åpen ild og varme overflater.



- Legg USB-kabelen slik at ingen snubler i den.
- Ta alltid tak i støpslet til kabelen når du skal trekke kabelen ut av strømforsyningsenheten, ikke dra i USB-kabelen.
- Ikke knekk USB-kabelen og ikke legg den over skarpe kanter.
- Produktet skal kun benyttes innendørs.

## **ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan produktet skal brukes på en sikker måte, og har forstått hvilke farer som kan oppstå. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten tilsyn.
- Hold barn under 8 år unna produktet og USB-kabelen.
- Pass på at barn ikke leker med plastemballasjen. De kan sette seg fast i den og bli kvalt.
- Ikke bruk produktet før skiven for fjerning av hornhud er riktig festet.
- Bruk produktet kun til å behandle hardnet hud på føttene. Det må aldri brukes til andre kroppsdeler eller på myke eller tynne hudpartier.

- Produktet skal bare brukes til tørrbehandling av huden (du må aldri bruke tilsetninger som oljer eller hudkremer).
- Behandle individuelle hudområder i maksimalt 2 til 3 sekunder om gangen.
- Ikke bruk produktet rett på eller i nærheten av åpne sår eller betente områder på huden eller til fjerning av vorter.
- Hvis du opplever at det oppstår smerter eller irritasjon, skal du straks slutte å bruke produktet.
- Snakk med en lege hvis du ikke er sikker på om produktet passer for deg (for eksempel hvis du har en hudsykdom eller diabetes, hvis du er gravid eller hvis du har pacemaker).
- Av hygieniske grunner bør produktet bare brukes av én person.
- Hold produktet unna hår, parykker og andre lange, bevegelige gjenstander, som skolisser, tråder, tekstilfibrer.
- Ved feil bruk kan væske lekke fra batteriet – unngå kontakt med det. Væsker som lekker fra batterier kan forårsake irritasjon eller forbrenninger.
- Hvis batterivæske kommer i kontakt med hud, øyne eller slimhinner, vask og skyll de berørte områdene umiddelbart med rent vann. Oppsøk en lege umiddelbart om nødvendig.

- Batterier må ikke demonteres, kortslyttes eller kastes i ild.

## LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke utsett produktet for direkte sollys eller ekstrem varme.
- Ikke legg produktet på kanten av en overflate slik at det kan falle ned.
- Produktet skal bare brukes sammen med originaltilbehøret.
- Produkthuset må aldri fylles med væsker.

NO

## 4 Kontrollere produktet og leveringsomfanget

### LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.

1. Ta produktet ut av emballasjen.
2. Kontroller om leveringen er fullstendig (se **fig. A**).
3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

## 5 Lading

### ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Ikke lad produktet når det er vått. Forsikre deg om at produktet er tørt før du lader det.

- Produktet skal bare lades med den medfølgende USB-kabelen.
- Lad produktet kun ved temperaturer mellom 0 og 40 °C.
- Skill alltid produktet fra strømforsyningen etter at ladeprosessen er avsluttet.



- Før første gangs bruk og når batteriet er svakt, skal du lade det opp fullstendig.
- Det gjenværende batterinivået vises på displayet **6** (vist i %). Lad produktet når batterinivået er lavt.
- Produktet skal ikke brukes mens batteriet lades.

1. Sett den lille enden av USB-kabelen **11** i ladekontakten **5** på produktet.
2. For å lade, koble den større enden av USB-kabelen til USB-porten på en passende USB-strømkilde (f.eks. USB-adapter). Ladeprosessen starter automatisk. Det gjeldende batterinivået vises på displayet (vist i %).
3. Når ladeprosessen er fullført, kobler du USB-kabelen fra ladeporten og USB-strømkilden.

NO

## 6 Betjening



- Før du behandler et område på føttene for første gang, må du teste et område på huden i maksimalt 3 sekunder for å se om det tåler behandlingen. Du skal bare begynne med behandlingen hvis du er sikker på et det ikke oppstår en påfallende hudreaksjon.
- På vår hjemmeside «[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu)» kan du kjøpe nye skiver for fjerning av hornhud.

### 6.1 Montere eller bytte skiver for fjerning av hornhud

Produktet inkluderer 3 skiver for fjerning av hornhud **8/1/7** (Fin, Medium og Grov). Start med den Fine skiven for fjerning av hornhud til du er sikker på at du tåler behandlingen godt.

1. Ta av dekselet **9** hvis det er satt på produktet.
2. Fjern den monterte skiven fra produktet.

Hekt om nødvendig fast skivefjernerens **10** på skiven og trekk den deretter opp for å løsne skiven (se trinn 1 i **fig. B**).

3. Trykk den ønskede skiven forsiktig på akselen til slipehodet **2** (se trinn 2 i **fig. B**).

Du vil høre et klikk når skiven klikker på plass.

## 6.2 Starte og avslutte behandling

1. Sørg for at føttene dine er rene og helt tørre.
2. Trykk en gang på betjeningsknappen (**⏻**) **4**.  
Produktet er nå slått på og stilt inn på lav hastighet. Symbolet «1» vises på displayet **6**.
3. Trykk på betjeningsknappen (**⏻**) igjen for å øke hastighetsnivået. Produktet er nå stilt inn på høy hastighet. Symbolet «2» vises på displayet.
4. Før slipehodet **2** over hudpartiene som skal behandles. Samtidig skal du bruke et lett trykk, men ikke bruk slipehodet mer enn maksimum 2 til 3 sekunder på hvert sted. Kontroller så resultatet (se **fig. C**).  
Støvet som oppstår under behandlingen, trekkes inn i støvopp-samleren bak slipehodet.
5. Når behandlingen er avsluttet, trykk på betjeningsknappen (**⏻**) for tredje gang for å slå av produktet.

NO

## 7 Rengjøring

### ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Trekk alltid ut støpselet fra strømforsyningen før du rengjør produktet.

### LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metallbust eller skarpe eller metalliske rengjøringshjelpemidler som kniv, harde sparkelspader eller lignende.

Rengjør alltid produktet etter bruk.

1. Forsikre deg om at produktet er slått av og ikke lades.
2. Skyv opp dekselet til støvoppsamleren **3** og fjern slipestøvet som er samlet opp (se **fig. D**).

Bruk en rengjøringsbørste **12** om nødvendig.

3. Skyll skiven for fjerning av hornhud **1/7/8**, støvoppsamleren og huset til produktet under rennende vann (se **fig. D**). Produktet kan slås på i noen sekunder for mer effektiv rengjøring.
4. Etter rengjøring, tørk alle deler av produktet.
5. Sett dekselet tilbake på støvoppsamleren før du bruker produktet igjen.

## 8 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre.

- Oppbevar alle delene på et rent og tørt sted hvor de er beskyttet mot varme og direkte sollys.
- Sett på dekselet **9** for å beskytte skiven til fjerning av hornhud **1/7/8** under oppbevaring.

## 9 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Det er ikke mulig å slå på produktet.	Kontroller at produktet er ordentlig ladet (se kapittel «Lading»).
Ladeprosessen starter ikke.	Sørg for at USB-kabelen <b>11</b> er riktig koblet til produktet og USB-ladeporten er koblet til en passende USB-strømkilde.

## 10 Tekniske data

Modell:	FTC03
Spenning:	DC 3,7 V
Strømbehov:	6 W
Batteriytelse:	2 000 mAh (litium)
Hastighetsinnstillinger:	2 (lav/høy)
Rotasjonshastighet:	1 900 o/min (lav hastighet) 2 200 o/min (høy hastighet)
Ladetid:	2–2,5 timer
Kapslingsgrad:	IPX7 (beskyttet mot effekten av nedsenking i vann i opptil 30 minutter på 1 m dybde)
Brukstid:	Ca. 150 minutter når fulladet
Mål:	165 × 76 × 50 mm

NO

## 11 Kassering

### 11.1 Avhending av emballasjen



Kildesorter emballasjen ved kasting. Kast papp og kartong som returpapir, folier til gjenvinning.

### 11.2 Avhending av produktet

(Gjelder for Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



#### **Gamle apparater skal ikke kastes i husholdningsavfall!**

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås.

Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.

## **Gamle apparater og batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall!**



Som sluttbruker er du forpliktet til å levere alle batterier til en gjenbruksstasjon der du bor eller til forhandleren, uansett om de inneholder farlige stoffer\* eller ikke, slik at de kan håndteres på en miljøvennlig måte.

Ta med hele produktet (inklusive batteri) til en gjenbruksstasjon og forsikre deg om at batteriet er utladet!

\*kjennetegnet med: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly

## **12 Garantiinformasjon**

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessene. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

NO

## **13 Kundeservice**

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som PDF-fil.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-post: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)



## Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

SV

Silkn Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentanmälningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silkn Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna  
[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) – [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Leveransomfång/apparatens delar</b>	<b>147</b>
<b>2</b>	<b>Allmänt</b>	<b>147</b>
2.1	Läs och spara bruksanvisningen	147
2.2	Symbolförklaring	147
<b>3</b>	<b>Säkerhet</b>	<b>148</b>
3.1	Avsedd användning	148
3.2	Säkerhetsanvisningar	148
<b>4</b>	<b>Kontrollera produkt och leveransomfång</b>	<b>152</b>
<b>5</b>	<b>Ladda</b>	<b>153</b>
<b>6</b>	<b>Användning</b>	<b>153</b>
6.1	Montering och byte av fotfilsskiva	154
6.2	Påbörja och avsluta behandling	154
<b>7</b>	<b>Rengöring</b>	<b>154</b>
<b>8</b>	<b>Förvaring</b>	<b>155</b>
<b>9</b>	<b>Felsökning</b>	<b>155</b>
<b>10</b>	<b>Tekniska data</b>	<b>156</b>
<b>11</b>	<b>Avfallshantering</b>	<b>156</b>
11.1	Kassera förpackningen	156
11.2	Kassera produkten	156
<b>12</b>	<b>Garantiinformation</b>	<b>157</b>
<b>13</b>	<b>Kundtjänst</b>	<b>157</b>

# I Leveransomfång/apparatens delar

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 Fotfilsskiva* (Medium)     | 7 Fotfilsskiva (Grov) |
| 2 Sliphuvud (profilerat)     | 8 Fotfilsskiva (Fin)  |
| 3 Skydd till dammuppsamlaren | 9 Skydd               |
| 4 Manöverknapp (⏻)           | 10 Skivborttagare     |
| 5 Laddningsanslutning        | 11 USB-kabel          |
| 6 Display                    | 12 Rengöringsborste   |

\*Redan monterad på sliphuvudet.

## 2 Allmänt

### 2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Den här bruksanvisningen tillhör fotfilen FreshPedi (nedan kallad "produkt"). Den innehåller viktig information om start och användning.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna bruksanvisning kan medföra personskador eller skador på produkten. Bruksanvisningen grundar sig på de normer och regler som gäller i Europeiska unionen. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan person är det viktigt att du bifogar denna bruksanvisning.

### 2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här bruksanvisningen, på produkten eller på förpackningen.



**VARNING!**

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

### OBS!

Detta signalord varnar för möjliga sakskador.



Den här signalsymbolen ger dig ytterligare användbar information om hantering och användning.



Bekanta dig med bruksanvisningen.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga föreskrifter i Storbritannien.



Vid nedsänkning i vatten på 1 m djup är produkten skyddad i upp till 30 minuter.

## 3 Säkerhet

SV

### 3.1 Avsedd användning

Produkten är endast avsedd för borttagning av hård hud på fötterna. Den är uteslutande avsedd för privat bruk och inte lämplig för kommersiella syften. Använd endast produkten på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till sakskador eller personskador. Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personskador som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.

### 3.2 Säkerhetsanvisningar



## **VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!**

- Använd endast produkten med den medföljande USB-kabeln.
- Anslut produktens USB-kabel endast till en lämplig nätadapter (SELV-nätadapter certifierad enligt IEC/EN 60335), som i sin tur är ansluten till ett lättillgängligt uttag, så att du snabbt kan koppla bort den från strömförsörjningen vid fel.

- Använd inte produkten om den är skadad eller om USB-kabeln är defekt.
- Öppna inte kåpan, utan överlåt reparationen till utbildade reparatörer. Kontakta kundtjänst för sådana ärenden. Vid självständigt genomförda reparationer, felaktig anslutning eller felaktigt handhavande upphör garantin att gälla.
- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskkällor.
- Håll USB-kabeln borta från vatten och andra vätskor. Den är inte vattentät.
- Produkten får inte doppas i vatten (max. djup 1 m) längre än 30 minuter och inte hållas under rinnande vatten längre än 30 minuter.
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, när du rengör den eller när ett fel föreligger. Koppla alltid bort USB-kabeln från elnätet när du inte laddar produkten.
- Ta aldrig i USB-kabeln med våta eller fuktiga händer.
- Stick inte in några föremål i kåpan.
- Håll produktens samtliga delar på avstånd från öppen eld och heta ytor.

- Placera USB-kabeln så att den inte utgör någon snubbelrisk.
- Dra inte ut USB-kabeln ur kontakten genom att dra i kabeln, utan ta alltid tag i själva kontakten.
- Böj inte USB-kabeln och lägg den inte över vassa kanter.
- Använd endast produkten i utrymmen inomhus.

### **WARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!**

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller har instruerats om en säker användning av produkten och om de har förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan tillsyn.
- Håll barn under 8 år borta från produkten och USB-kabeln.
- Se till att barn inte leker med plastförpackningen. De kan fastna i den när de leker och kvävas.
- Använd produkten först då när fotfilsskivan är korrekt monterad.

- Använd produkten endast för att behandla hudförhårdnader på fötterna. Använd den inte på andra kroppsdelar eller på mjuka eller tunna hudområden.
- Använd endast produkten för behandling av torr hud (använd inga tillsatser som oljor eller lotioner).
- Behandla enstaka hudpartier i högst 2 till 3 sekunder åt gången.
- Använd inte produkten direkt på eller nära öppna sår och inflammerade hudområden eller för borttagning av vårtor.
- Sluta omedelbart att använda produkten om du upplever smärta eller irritation.
- Kontakta läkare om du inte är säker på att produkten är lämplig för dig, (om du till exempel lider av hudsjukdomar eller diabetes, om du är gravid eller om du har en pacemaker).
- Av hygieniska skäl bör produkten endast användas av en person.
- Håll produkten på avstånd från hår, peruker och andra långa, rörliga föremål som t.ex. skosnören, trådar, textilfibrer, etc.
- Vid felaktig användning kan det läcka ut vätska från batteriet – undvik kontakt med den. Vätskan som läcker från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

- Om batterivätska kommer i kontakt med hud, ögon eller slemhinnor, tvätta och skölj omedelbart de drabbade områdena med rent vatten. Kontakta läkare vid behov.
- Batterier får inte tas isär, kortslutas eller kastas i eld.

## **OBS! RISK FÖR SKADOR!**

- Utsätt inte produkten för vare sig direkt solstrålning eller extrem värme.
- Placera inte produkten på kanten av en yta för att förhindra att den faller ned.
- Använd endast produkten tillsammans med originaltillbehör.
- Fyll aldrig höljet till produkten med vätskor.

SV

## **4 Kontrollera produkt och leveransomfång**

### **OBS! RISK FÖR SKADOR!**

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan produkten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.
1. Ta ut produkten ur förpackningen.
  2. Kontrollera att leveransen är fullständig (se **Bild A**).
  3. Kontrollera att produkten och de enskilda delarna inte är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.




## 5 Ladda



### **VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!**

- Ladda inte produkten om den är fuktig. Se till att produkten är torr innan du sätter den på laddning.
- Ladda produkten endast med den medföljande USB-kabeln.
- Ladda produkten endast vid temperaturer mellan 0 och 40 °C.
- Koppla alltid bort produkten från elnätet när laddningen avslutats.

SV



- Ladda produkten fullständigt före den första användningen och när batteriet är svagt.
- Återstående batterikapacitet visas på displayen  (presenteras i %). Ladda produkten när batteriet är svagt.
- Produkten får inte användas medan laddning pågår.

1. Sätt den mindre änden av USB-kabeln  i produktens laddningsanslutning .
2. För att ladda produkten, sätt den större änden av USB-kabeln i USB-anslutningen på en lämplig USB-strömkälla (t. ex. USB-nätadapter).

Laddningsprocessen påbörjas automatiskt. Återstående batterikapacitet visas på displayen (presenteras i %).

3. Efter avslutad laddning dra ut USB-kabeln ur laddningsanslutningen och USB-strömkällan.

## 6 Användning



- Gör ett hudtest i högst 3 sekunder på ett hudparti på fötterna innan du behandlar det för första gången. Börja därefter med behandlingen endast om ingen märkbar hudreaktion uppstår.
- Du kan köpa nya fotfilsskivor på vår webbplats: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 6.1 Montering och byte av fotfilsskiva

Till produkten hör 3 fotfilsskivor (8/1/7) (Fin, Medium och Grov). Börja med den Finkorniga fotfilsskivan och använd den tills du är säker på att du reagerar väl på behandlingen.

1. Ta bort skyddet (9), om det sitter på produkten.
2. Avlägsna den skiva som är monterad på produkten.

Vid behov fäst skivborttagaren (10) vid skivan och dra den sedan uppåt för att lossa skivan (se steg 1 på **Bild B**).

3. Tryck försiktigt in den önskade skivan i sliphuvudets (2) profil (se steg 2 på **Bild B**).

Du kommer att höra ett klick när skivan fäster på plats.

## 6.2 Påbörja och avsluta behandling

1. Kontrollera att dina fötter är rena och fullständigt torra.

2. Tryck på manöverknappen (⏻) (4) en gång.

Produkten är nu påslagen och inställd på låg hastighet. På displayen (6) visas symbolen "1".

3. Tryck på manöverknappen igen (⏻) för att öka hastigheten. Produkten är nu inställd på hög hastighet. På displayen visas symbolen "2".

4. För sliphuvudet (2) över de hudområden som ska behandlas. Använd endast ett lätt tryck och behandla respektive hudparti i högst 2 till 3 sekunder åt gången. Kontrollera sedan resultatet (se **Bild C**).

Dammet som alstras under behandlingen sugts upp i dammuppsamlaren som sitter bakom sliphuvudet.

5. När behandlingen är avslutad, tryck på manöverknappen (⏻) en tredje gång för att stänga av produkten.

## 7 Rengöring

### **VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!**

- Koppla alltid bort produkten från elnätet före rengöring.

### **OBS! RISK FÖR SKADOR!**

- Använd inga aggressiva rengöringsmedel,

borstar med metallborst eller vassa eller metalliska rengöringsverktyg såsom knivar, hårda skrapor eller liknande.

Rengör produkten efter varje användning.

1. Se till att produkten är avstängd och att laddning inte pågår.
2. Skjut undan skyddet till dammuppsamlaren **3** och avlägsna slipdammet som samlats däri (se **Bild D**).  
Använd rengöringsborsten **12** vid behov.
3. Skölj fotfilsskivan **1/7/8**, dammuppsamlaren och kåpan under rinnande vatten (se **Bild D**).  
För att uppnå effektivare rengöring kan produkten slås på i några sekunder.
4. Efter avslutad rengöring torka produktens samtliga delar.
5. Innan du använder produkten nästa gång sätt tillbaka skyddet till dammuppsamlaren.

SV

## 8 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra.

- Förvara alla delarna på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.
- Sätt på skyddet **9** för att skydda fotfilsskivan **1/7/8** vid förvaring.

## 9 Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten startar inte.	Se till att produkten har laddats på korrekt sätt (se avsnitt "Ladda").
Laddningsprocessen påbörjas inte.	Kontrollera att USB-kabeln <b>11</b> är korrekt kopplad till produkten och till laddningsanslutningen på en lämplig USB-strömkälla.

## 10 Tekniska data

Modell:	FTC03
Spänning:	DC 3,7 V
Strömförsörjning:	6 W
Batterikapacitet:	2 000 mAh (litium)
Hastighetsinställningar:	2 (låg/hög)
Rotationshastighet:	1 900 rpm (låg hastighet) 2 200 rpm (hög hastighet)
Laddningstid:	2–2,5 timmar
Kapslingsklass:	IPX7 (skyddad mot effekterna av nedsänkning i vatten i upp till 30 minuter vid ett djup på 1 m)
Användningstid:	Ca. 150 minuter per fulladdning
Mått:	165 × 76 × 50 mm

SV

## 11 Avfallshantering

### 11.1 Kassera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

### 11.2 Kassera produkten

(Gäller Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



**Kasserade apparater får inte kastas i hushålls-soporna!**

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På så sätt

■ säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

## Batterier och batteripack får inte kastas i hushållsavfallet!



Som konsument är du skyldig enligt lag att lämna samtliga batterier och batteripack – oavsett om de innehåller farliga ämnen\* eller inte – till kommunens/stadsdelens återvinningscentral eller till en återförsäljare för miljövänlig avfallshandling.

Ta med den fullständiga produkten (inklusive batteriet) till din återvinningscentral och se till att batteriet är urladdat!

\*märkta med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

## 12 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en tvåårig garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

## 13 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som pdf.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-post: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Copyright 2023 © Silk'n Beauty Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

## Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

Silk'n Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silk'n Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.  
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene  
www.silkn.eu – info@silkn.eu

DA

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Leveringsomfang/apparatdele</b>	<b>160</b>
<b>2</b>	<b>Generelt</b>	<b>160</b>
2.1	Læsning og opbevaring af brugsanvisningen	160
2.2	Symbolforklaring	160
<b>3</b>	<b>Sikkerhed</b>	<b>161</b>
3.1	Forskriftsmæssig brug	161
3.2	Sikkerhedsoplysninger	161
<b>4</b>	<b>Kontroller produkt og indhold</b>	<b>165</b>
<b>5</b>	<b>Opladning</b>	<b>166</b>
<b>6</b>	<b>Betjening</b>	<b>166</b>
6.1	Påsætning og udskiftning af skiver til fjernelse af hård hud	167
6.2	Start og slut behandlingen	167
<b>7</b>	<b>Rengøring</b>	<b>167</b>
<b>8</b>	<b>Opbevaring</b>	<b>168</b>
<b>9</b>	<b>Fejlsøgning</b>	<b>168</b>
<b>10</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>169</b>
<b>11</b>	<b>Bortskaffelse</b>	<b>169</b>
11.1	Bortskaffelse af emballagen	169
11.2	Bortskaffelse af produktet	169
<b>12</b>	<b>Garantiinformationer</b>	<b>170</b>
<b>13</b>	<b>Kundeservice</b>	<b>170</b>

# I Leveringsomfang/apparatdele

- |   |  |
|---|--|
| 1 Skive til fjernelse af hård hud* (Medium) | 7 Skive til fjernelse af hård hud (Grov) |
| 2 Slibehoved (med aksel)                    | 8 Skive til fjernelse af hård hud (Fin)  |
| 3 Afdækning til støvkammeret                | 9 Afdækning                              |
| 4 Betjeningsstast (⏻)                       | 10 Skivefjerner                          |
| 5 Opladertilslutning                        | 11 USB-kabel                             |
| 6 Display                                   | 12 Rengøringsbørste                      |

\*Allerede fastgjort til slibehovedet.

## 2 Generelt

### 2.1 Læsning og opbevaring af brugsanvisningen



Denne brugsanvisning hører til denne elektriske fodfil FreshPedi (i det følgende kaldt „produkt“). Den indeholder vigtige oplysninger til ibrugtagningen og til brugen.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for sikkerhedsoplysningerne. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

### 2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.



#### **ADVARSEL!**

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

#### **BEMÆRK!**

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.





Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer om håndteringen og brugen.



Læs brugsanvisningen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle Storbritanniens gældende regler og lovgivninger.

**IPX7**

Ved nedsenkning i vand er produktet beskyttet i op til 30 minutter ved en dybde på 1 m.

## 3 Sikkerhed

DA

### 3.1 Forskriftsmæssig brug

Produktet er udelukkende beregnet til fjernelse af hår hud på fødderne. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse. Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskader. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

### 3.2 Sikkerhedsoplysninger



## ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Brug kun produktet med det medfølgende USB-kabel.
- Tilslut kun produktets USB-kabel til en egnet strømforsyning (en certificeret strømforsyning iht. IEC/EN 60335), som igen er tilsluttet til en lettilgængelig stikdåse, så du

hurtigt kan adskille det fra elnettet i tilfælde af forstyrrelser.

- Benyt ikke produktet, hvis det er beskadiget eller hvis USB-kablet er defekt.
- Åbn ikke kabinettet, men overlad reparationen til fagfolk. Henvend dig i den forbindelse til kundeservice. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening bortfalder erstatnings- og garantikrav.
- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette produkt findes der elektriske og metaliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Hold USB-kablet væk fra vand og andre væsker. Det er ikke vandtæt.
- Nedsenk ikke produktet i vandet (maks. 1 m dybde) i mere end 30 minutter, og hold det ikke under rindende vand i mere end 30 minutter.
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når det rengøres, eller hvis der er opstået en fejl. Frakobl altid USB-kablet fra strømforsyningen, når du ikke oplader produktet.
- Rør aldrig ved USB-kablet med våde eller fugtige hænder.
- Stik ikke nogen genstande ind i kabinettet.

- Hold alle produktets dele væk fra åben ild og varme overflader.
- Placer USB-kablet således, at man ikke kan falde over det.
- Træk ikke USB-kablet ud af strømforsyningen vha. kablet, tag derimod altid fat om kablets stik.
- USB-kablet må ikke bøjes sammen og placeres over skarpe kanter.
- Anvend kun produktet indendørs.

### **ADVARSEL! SKADESFARE!**

- Dette produkt kan bruges af børn over 8 år, og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller af personer med mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i den sikre brug af produktet, og hvis de har forstået de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Hold børn under 8 år væk fra produktet og USB-kablet.
- Sikr, at børn ikke leger med plastemballagen. De kan hænge fast i den under leg og kvæles i den.
- Benyt først produktet, når skiven til fjernelse af hård hud er anbragt korrekt.

- Brug kun produktet til behandling af hård hud på fødderne. Anvend aldrig produktet på andre kropsdele og på bløde eller tynde hudpartier.
- Anvend kun produktet til tør behandling af huden (anvend ikke tilsætninger som olie eller lotion).
- De enkelte hudområder må maksimalt behandles i 2 til 3 sekunder ad gangen.
- Anvend ikke produktet direkte på eller i nærheden af åbne sår og betændelser af huden eller til at fjerne vorter.
- Hvis der opstår smerter eller irritationer, må du ikke længere bruge produktet.
- Spørg en læge til råds, hvis du ikke er sikker på, om produktet er egnet for dig (hvis du eksempelvis lider af hudsygdomme eller diabetes, hvis du er gravid, eller hvis du bærer pacemaker).
- Af hygiejniske årsager skal produktet kun anvendes af en enkelt person.
- Hold produktet væk fra hår, parykker og andre lange, bevægelige genstande, som f.eks. snøreband, tråde og stoffibre.
- Ved forkert brug kan der sive væske ud af batteriet – undgå kontakt med den. Væske, der siver ud af batterier, kan medføre irritationer eller ætsninger.

- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud, øjne eller slimhinder, så vask og skyl straks de berørte steder med rent vand. Kontakt evt. en læge.
- Batterier må ikke skilles ad, kortsluttes eller smides ind i åben ild.

## **BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!**

- Udsæt hverken produktet for direkte sollys eller ekstrem varme.
- Stil ikke produktet på kanten af en overflade for at forhindre, at det falder ned.
- Anvend kun produktet med det originale tilbehør.
- Fyld aldrig produktets indre med væske.

DA

## **4 Kontroller produkt og indhold**

### **BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!**

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Kontroller, om leverancen er komplet (se **fig. A**).
3. Kontroller, om produktet eller enkeltdelene er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet. Henvend dig til vores kundeservice.

## 5 Opladning

### ADVARSEL! SKADESFARE!

- Oplad ikke produktet, hvis det er vådt. Sørg inden opladningen for, at produktet er tørt.
- Oplad kun produktet med det medfølgende USB-kabel.
- Oplad kun produktet ved temperaturer mellem 0 og 40 °C.
- Frakobl altid produktet fra strømforsyningen, når opladningen er afsluttet.



- Oplad produktet fuldstændigt før første ibrugtagning og ved svagt batteri.
- Den resterende batteriydelse vises på displayet **6** (vises i %). Oplad produktet i tilfælde af svag batteriydelse.
- Produktet må ikke bruges under opladningen.

1. Stik den mindre ende af USB-kablet **11** ind i produktets opladertilslutning **5**.
2. For at oplade, så stik USB-kablets større ende ind i en egnet strømkildes USB-stik (f.eks. USB-strømforsyning). Opladningen starter automatisk. Den aktuelle batteriydelse vises på displayet (vises i %).
3. Efter opladningen er afsluttet, så træk USB-kablet ud af opladertilslutningen og USB-strømkilden.

## 6 Betjening



- Inden du behandler et område på fødderne for første gang, skal du udføre en hudtest på et sted i maksimalt 3 sekunder. Begynd først med behandlingen, hvis der ikke er en markant hudreaktion.
- På vores hjemmeside på „[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu)“ kan du købe nye skiver til fjernelse af hård hud.

## 6.1 Påsætning og udskiftning af skiver til fjernelse af hård hud

Der hører 3 skiver til fjernelse af hård **8/1/7** hud (Fin, Medium og Grov) til produktet. Start med den Fine skive til fjernelse af hård hud, indtil du er sikker på, at du tåler behandlingen.

1. Tag afdækningen **9** af, hvis den sidder på produktet.
2. Fjern den monterede skive fra produktet.  
Sæt eventuelt skivefjernerens **10** fast på skiven og træk den så opad for at løsne skiven (se trin 1 på **fig. B**).
3. Tryk blidt den ønskede skive fast på slibehovedets **2** aksel (se trin 2 på **fig. B**).  
Når skiven låser sig fast, hører du en kliklyd.

## 6.2 Start og slut behandlingen

1. Sørg for at sikre, at dine fødder er rene og helt tørre.
2. Tryk én gang på betjeningsknapen (**⏻**) **4**.  
Nu er produktet tændt og indstillet på lav hastighed. Symbolet „1“ vises på displayet **6**.
3. Tryk igen på betjeningsknapen (**⏻**) for at øge hastighedsstrinnet. Produktet er nu indstillet til høj hastighed. Symbolet „2“ vises på displayet.
4. Før slibehovedet **2** hen over de hudområder, som skal behandles. Tryk her let, og anvend maksimalt slibehovedet 2 til 3 sekunder på ét hudområde. Kontroller så resultatet (se **fig. C**).  
Støvet, som opstår under behandlingen, suges ind i støvkammeret bagved slibehovedet.
5. Når behandlingen er færdig, så tryk på betjeningsknapen (**⏻**) en tredje gang for at slukke produktet.

## 7 Rengøring

### ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Adskil altid produktet fra strømforsyningen inden rengøringen.

### BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler,

børster med metalbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende.

Rengør altid produktet efter hver brug.

1. Sørg for at sikre, at produktet er slukket og ikke er i gang med at blive opladet.
2. Skub støvkammerets afdækning til støvkammeret **3** af og fjern det silbestøv, som har samlet sig her (se **fig. D**).  
Benyt her rengøringsbørsten **12**, hvis det er nødvendigt.
3. Skyl skiven til fjernelse af hård **1/7/8** hud, støvkammeret og produktets kabinet under rindende vand (se **fig. D**).  
For en mere effektiv rengøring, kan produktet tændes i nogle sekunder.
4. Tør alle produktets dele af efter rengøringen.
5. Sæt afdækningen på støvkammeret igen, inden du bruger produktet igen.

DA

## 8 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre.

- Opbevar alle dele på et rent og tørt sted, som er beskyttet mod varme og direkte sollys.
- Monter afdækningen **9** for at beskytte skiven til fjernelse af hård hud **1/7/8** under opbevaringen.

## 9 Fejlsøgning

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet kan ikke tændes.	Kontroller, om produktet er opladet korrekt (se kapitel „Opladning“).
Opladningen starter ikke.	Sørg for at sikre, at USB-kablet <b>11</b> er korrekt forbundet med produktet og USB-ladetilslutningen på en egnet USB-strømkilde.



## 10 Tekniske data

Model:	FTC03
Spænding:	DC 3,7 V
Strømforsyning:	6 W
Batterikapacitet:	2.000 mAh (litium)
Hastighedsindstillinger:	2 (lav/høj)
Rotationshastighed:	1.900 O/min (lav hastighed) 2.200 O/min (høj hastighed)
Opladningstid:	2–2,5 timer
Beskyttelsesform:	IPX7 (beskytter mod påvirkningen fra nedsenkning i vand i op til 30 minutter ved en dybde på 1 m)
Brugstid:	Ca. 150 minutter pr. fuld opladning
Størrelse:	165 × 76 × 50 mm

DA

## 11 Bortskaffelse

### 11.1 Bortskaffelse af emballagen



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

### 11.2 Bortskaffelse af produktet

(Gælder i EU og i andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



**Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!**

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land.** Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste symbol.

## Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes via dagrenovationen!



Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe samtlige batterier og akkumulatorer – uanset, om de indeholder farlige stoffer\*, eller ej – på et dertil egnet kommunalt eller andet offentligt indsamlingssted, eller til aflevering hos en forhandler, således at affaldet bortskaffes miljøbevidst.

Bring det fuldstændige produkt (herunder akkumulatoren) til dit indsamlingssted, og sørg for, at akkumulatoren er afladet!

\*kendetegnet med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

## 12 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

DA

## 13 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-website på: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) som PDF.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-mail: [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

2304\_004\_MUJTI



**Silk'n**<sup>®</sup>  
Beautiful Technology

Invention Works B.V.  
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam  
The Netherlands

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) • [info@silkn.eu](mailto:info@silkn.eu)

Silk'n UK Ltd.  
2nd Floor,  
De Burgh House Market Road,  
Wickford, Essex, SS12 0FD  
United Kingdom



© 2023 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.