

Silk'n®

LED FACE MASK PRO

FAC08





EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO


EN USER MANUAL
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
FR MODE D'EMPLOI
NL GEBRUIKSAANWIJZING
ES MANUAL DE USUARIO
IT MANUALE D'USO
TR KULLANIM KILAVUZU
PT MANUAL DO UTILIZADOR

DA BRUGERMANUAL
NO BRUKERHÅNDBOK
SV ANVÄNDARMANUAL
CS NÁVOD K POUŽITÍ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
LT VARTOTOJO VADOVAS
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A



B



Legal notice

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silk'n Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silk'n Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Table of contents

I	Package contents/device parts	5
2	General information	5
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	5
3	Safety	6
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	6
4	Checking the product and package contents	10
5	Charging	10
6	Assembly	11
7	Operation	11
7.1	Preparation	11
7.2	Carrying out the session	12
7.3	Selecting the operation modes	12
8	Regimen	13
9	Cleaning	14
10	Storage	15
11	Troubleshooting	15
12	Technical data	15
13	Disposal	16
13.1	Disposing of the packaging	16
13.2	Disposing of the product	16
14	Warranty	17
15	Customer service	17

I Package contents/device parts

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 Head strap, 2× | 8 Mode button |
| 2 Small opening, 2× | 9 Charging port |
| 3 LED face mask | 10 Chin strap, 2× |
| 4 Magnetic holder | 11 LED lights |
| 5 Controller | 12 USB charging cable |
| 6 On/off button | 13 Elastic strap, 2× |
| 7 Indicator lights, 3× | 14 Storage pouch |

2 General information

2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this LED Face Mask Pro (hereafter referred to as the “product”), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union and United Kingdom. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).



Direct current.

3 Safety

3.1 Proper use

The product is exclusively designed to help improve your skin's glow, elasticity and texture, and reduce the visibility of wrinkles, fine lines and pigmentation. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes. Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

3.2 Safety instructions

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only use the product with the supplied USB charging cable.
- The product must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the product.
- Do not use the product if it is damaged or if the USB charging cable is defective.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs.

Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.

- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing protection against sources of danger.
- Do not immerse the product or USB charging cable in water or other liquids. Keep them away from water.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the USB charging cable when you are not charging the product.
- Never touch the USB charging cable with wet or damp hands.
- Never insert any objects into the housing.
- Keep all parts of the product away from open flames and hot surfaces.
- Lay the USB charging cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not pull the USB charging cable out of the USB power source by the cord; instead, always pull it out by the cable plug.
- Do not kink the USB charging cable and do not lay it over sharp edges.

- Only use the product indoors.
- Do not use the product while charging.

WARNING! RISK OF INJURY!

- The product cannot be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- Keep children away from the product and USB charging cable.
- The product cannot be used by pregnant women, children, people with epilepsy, thyroid patients, people using thyroid medications, people who are photoallergic or use light allergy medication.
- The product cannot be used on skin diseases, wound ulceration, trauma and post-operative wounds.
- Do not use the modes that include Blue LED lights (modes F2 and F6) for more than 10 minutes per session, and max. 3 sessions per week. All other modes can be used on a daily basis starting from the fourth week.

- Consult your physician if you are uncertain whether you can use the product.
- Stop using the product immediately if you feel any discomfort, develop any abnormal reactions (such as itching or uncomfortable inflammation) or in case your skin becomes warm to the point of discomfort.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- If battery fluid comes into contact with skin, eyes or mucous membrane, wash and rinse the affected areas immediately with clean water. Consult a physician if necessary.
- The battery must not be disassembled, short-circuited or thrown into a fire.
- Do not try to remove the battery from the product. This product contains batteries that are non-replaceable.
- Do not look directly at the light source part of the product.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Keep the product away from open fire, hot surfaces, high temperatures or the effects of the weather (e.g. rain).
- Stop using the product if its parts exhibit cracks or breaks or are deformed. Only

replace damaged parts with corresponding original spare parts.

4 Checking the product and package contents

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
1. Take the product out of the packaging.
 2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
 3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

5 Charging



- Fully charge the product before first use and when the battery power is low. The charging time is around 3 hours.
 - When the battery power is low, the product emits 5 beep sounds and the indicator lights flash red before the product automatically switches off. Recharge the product.
 - If the product is to be stored for an extended period, the battery level should be checked and the product should be charged regularly.
 - The product cannot be used during charging.
1. Remove the controller **5** from the magnetic holder **4**.
 2. Plug the smaller end of the USB charging cable **12** into the charging port **9** of the controller.
 3. Plug the larger end of the USB charging cable into the USB port of a compatible USB power source (not included) (e.g. USB wall adapter, 5 V DC, 1 A).

4. If a USB wall adapter is used, plug it into a mains socket.
The indicator lights **7** flash green during charging. Charging is done when the indicator lights illuminate green continuously.
If the voltage of the USB power source is too high, the indicator lights flash red rapidly and charging will not start. Use a suitable USB power source.
5. When charging is done, unplug the USB wall adaptor from the mains socket and disconnect the USB charging cable from the charging port.
6. Attach the controller back to the magnetic holder.
Make sure the controller is properly placed in the magnetic holder. Otherwise, the product will not operate.

6 Assembly

1. Open the hook-and-loop fasteners on the elastic straps **13**.
2. Guide the elastic straps through the small openings **2** (see step 1 in **Fig. B**).
3. Close the hook-and-loop fasteners to secure the elastic straps on the LED face mask **3** (see step 2 in **Fig. B**).

7 Operation

WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not use the modes that include Blue LED lights (modes F2 and F6) for more than 10 minutes per session, and max. 3 sessions per week. All other modes can be used on a daily basis starting from the fourth week.

7.1 Preparation

1. Fully charge the product and attach the elastic straps **13** (see chapter "Charging" and "Assembly").
2. Thoroughly clean and dry your face. Make sure it is free from any make-up and dirt as they can reduce the amount of light entering the skin.
3. Sit or lie down and fit the LED face mask **3** comfortably on your face.

4. Use the hook-and-loop fasteners on the head straps **11**, chin straps **10** and elastic straps to secure the mask on your face. The elastic straps should be closed at the top of your head.

7.2 Carrying out the session

1. Press and hold the on/off button **6** to switch on the product. The product emits a beep sound and the indicator lights **7** illuminate white when switched on. The LED lights **11** turn on. By default, the "F1" operation mode is activated.
2. If desired, press the mode button **8** repeatedly to select another operation mode (F1–F7). The product emits a short beep sound when the operation mode is changed. See chapter "Selecting the operation modes" for more information.
3. The product automatically switches off after 10 minutes. You can also press and hold the on/off button to switch off the product at any time. The product emits 2 short beep sounds when switched off.
4. After the session, remove the mask and apply a serum and/or day/night cream on your face.
5. Thoroughly clean the product after use (see chapter "Cleaning").

7.3 Selecting the operation modes

- Press the mode button **8** repeatedly to cycle through the operation modes (F1–F7).
- The operation timer (10 minutes) is reset whenever you change to another operation mode.
- Description of the operation modes:

Mode	LED	Best for
F1	Red	Reduces fine lines, stimulates collagen production and helps to improve blood circulation.
F2	Blue	Reduces acne-related redness and imperfections for clearer skin.
F3	Amber	Improves skin hydration, soothes dry and sensitive skin, and helps reduce pigmentation and redness.

Mode	LED	Best for
F4	Near-Infrared + Deep Near-Infrared*	Helps reduce wrinkles, promote collagen and elastin production, and boosts blood circulation on a deeper level to improve skin tone, texture and resilience. It also helps maintain skin layers beyond the dermis.
F5	Red + Near-Infrared + Deep Near-Infrared (a red colour is visible)	Combines the benefits of F1 and F4: For younger-looking and tighter skin.
F6	Blue + Red + Near-Infrared + Deep Near-Infrared (a purple colour is visible)	Combines the benefits of F1, F2 and F4: For anti-ageing and the reduction of acne-related redness and imperfections to improve the skin's vitality, radiance and clarity.
F7	Amber + Red + Near-Infrared + Deep Near-Infrared (a dark orange colour is visible)	Combines the benefits of F1, F3 and F4: For calmer, younger-looking and tighter skin, and a more even skin tone.

*In mode F4, the LED lights  do not illuminate because Near-Infrared and Deep Near-Infrared are invisible lights. However, to indicate this mode is activated, 3 red LED lights in the mask illuminate: one on the forehead, one on the left cheek and one on the right cheek.

8 Regimen

WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not use the modes that include Blue LED lights (modes F2 and F6) for more than 10 minutes per session, and max. 3 sessions

per week. All other modes can be used on a daily basis starting from the fourth week.

If you are using the product for the first time, follow the schedule below:

First week	Use once every 3 days, max. 10 minutes at a time
Second week	Use once every 2 days, max. 10 minutes at a time
Third week	Use once every 2 days, max. 10 minutes at a time
Fourth week	Use once every day, max. 20 minutes at a time

As soon as results show, adjust the frequency to once or twice per week.

9 Cleaning

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Always unplug the product from the power source before cleaning.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers, and the like.
 - Do not use hot water for cleaning.
1. Remove the controller  from the magnetic holder .
 2. Use a damp cloth or a water-based wipe to wipe off the LED face mask . Then wipe it dry with a dry cloth.
 3. Attach the controller back onto the magnetic holder after cleaning.

10 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Store the product so that it is not accessible to children.
- For best protection, store the product in the storage pouch **14**.

11 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not operate.	• Make sure the product is properly charged. • Make sure the product is not connected to a USB power source. The product does not work while charging. • Make sure the controller 5 is properly placed in the magnetic holder 4.
The product does not charge.	• Make sure the USB charging cable 12 is securely connected between the charging port 9 and the USB power source. • If a USB wall adapter is used for charging, make sure it is compatible with the product (5 V DC, 1 A).

12 Technical data

Model:	FAC08
Rated input:	5 V === 1 A
Working voltage:	3.7 V
Battery capacity:	2,000 mAh (lithium)
Number of LED lights:	120
IP code:	IPX5

Weight:	315 g
Dimensions (L × W × H):	254.7 × 674.8 × 44.7 mm
Material:	Silicone (mask) PC (remote control)

13 Disposal

13.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

13.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



Old appliances may not be disposed of in the household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county.** This ensures that old appliances are recycled

in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances* or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be disposed of in an

environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Note: To remove the rechargeable battery, wrap a towel around the controller and use a hammer to smash the housing. Make sure your eyes and hands are protected to avoid injury. Please note, the removal of the rechargeable battery is not reversible.

14 Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

15 Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: www.silkn.eu. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Service number: 0906-2130009

Email: customercareuk@silkn.eu / info@silkn.eu

Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhaltsverzeichnis

DE

I	Lieferumfang/Geräteteile	20
2	Allgemeines	20
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	20
2.2	Symbolerklärung	20
3	Sicherheit	21
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	21
3.2	Sicherheitshinweise	21
4	Produkt und Lieferumfang prüfen	26
5	Laden	26
6	Montage	27
7	Bedienung	27
7.1	Vorbereitung	27
7.2	Sitzung durchführen	28
7.3	Die Betriebsmodi auswählen	28
8	Anwendungsplan	30
9	Reinigung	30
10	Aufbewahrung	31
11	Fehlersuche	31
12	Technische Daten	32
13	Entsorgung	33
13.1	Verpackung entsorgen	33
13.2	Produkt entsorgen	33
14	Garantieinformationen	34
15	Kundenservice	34

I Lieferumfang/Geräteteile

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Kopfband, 2× | 8 Modus-Taste |
| 2 Kleine Öffnung, 2× | 9 Ladeanschluss |
| 3 LED-Gesichtsmaske | 10 Kinnband, 2× |
| 4 Magnethalter | 11 LED-Leuchten |
| 5 Controller | 12 USB-Ladekabel |
| 6 Ein/Aus-Taste | 13 Gummiband, 2× |
| 7 Kontrollleuchte, 3× | 14 Aufbewahrungsbeutel |

2 Allgemeines

2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED Face Mask Pro (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



! WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

DE

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Gleichstrom.

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt dient ausschließlich dazu, den Glanz, die Elastizität und Textur Ihrer Haut zu verbessern und Falten, feine Linien und die Pigmentierung weniger sichtbar zu machen. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3.2 Sicherheitshinweise



WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel.
- Das Produkt darf nur mit einer Sicherheitskleinspannung gemäß der Markierung auf

- dem Produkt betrieben werden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder das USB-Ladekabel defekt ist.
 - Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Tauchen Sie das Produkt oder USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie sie von Wasser fern.
 - Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie immer das USB-Ladekabel, wenn Sie das Produkt nicht laden.
 - Fassen Sie das USB-Ladekabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
 - Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.

- Halten Sie alle Teile des Produkts von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie das USB-Ladekabel nicht am Kabel aus der USB-Stromquelle, sondern fassen Sie immer den Stecker des Kabels an.
- Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht beim Laden.



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder vom Produkt und vom USB-Ladekabel fern.
- Das Produkt darf nicht von schwangeren Frauen, Kindern, Menschen mit Epilepsie, Schilddrüsenpatienten, Menschen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen, von photoallergischen Menschen oder von Menschen verwendet werden, die Medikamente zur Behandlung einer Lichtallergie einnehmen.
- Das Produkt darf nicht bei Hautkrankheiten, Wundeiterung, unfallbedingten und post-operativen Wunden eingesetzt werden.
- Verwenden Sie die Modi mit den blauen LED-Leuchten (die Modi F2 und F6) höchstens für 10 Minuten pro Anwendung und maximal für 3 Anwendungen pro Woche. Alle anderen Modi können ab der vierten Woche täglich angewendet werden.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Produkt verwenden können.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenn Sie unnormale Reaktionen zeigen (z. B. Juckreiz oder unangenehme Entzündungen) oder wenn Ihre Haut unangenehm warm wird, verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr.

- Bei unsachgemäßer Verwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten – vermeiden Sie den Kontakt damit. Aus Batterien austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit Batterieflüssigkeit, waschen und spülen Sie die betreffenden Stellen unverzüglich mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie aus dem Produkt herauszunehmen. Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Schauen Sie nicht direkt in den Lichtquellenbereich des Produkts.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, heißen Oberflächen, hohen Temperaturen oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.

4 Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

5 Laden



- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwacher Akkuleistung vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.
 - Bei schwacher Akkuleistung gibt das Produkt 5 Pieptöne ab und die Kontrollleuchten leuchten in Rot auf, bevor das Produkt automatisch ausgeht. Laden Sie das Produkt auf.
 - Wenn das Produkt für längere Zeit aufbewahrt wird, sollte der Batteriestand überprüft und das Produkt regelmäßig aufgeladen werden.
 - Während des Ladens kann das Produkt nicht verwendet werden.
1. Nehmen Sie den Controller **5** vom Magnethalter **4** ab.
 2. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Ladekabels **12** in den Ladeanschluss **9** des Controllers.
 3. Stecken Sie zum Laden das größere Ende des USB-Ladekabels in den USB-Anschluss einer geeigneten USB-Stromquelle (nicht enthalten) (z. B. ein USB-Wandadapter, 5 V DC, 1 A).
 4. Wird ein Wand-Adapter verwendet, stecken Sie diesen bitte in eine Netzsteckdose.

Die Kontrollleuchten **7** blinken beim Ladevorgang in Grün. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Kontrollleuchten kontinuierlich in Grün leuchten.

Wenn die Spannung der USB-Stromquelle zu hoch ist, leuchten die Kontrollleuchten schnell in Rot auf und der Ladevorgang wird nicht gestartet. Verwenden Sie bitte eine geeignete USB-Stromquelle.

5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie bitte den USB-Wandadapter aus der Netzsteckdose heraus und trennen das USB-Ladekabel von dem Ladeanschluss.
6. Geben Sie den Controller bitte wieder auf den Magnethalter. Vergewissern Sie sich, dass der Controller ordnungsgemäß in dem Magnethalter platziert ist. Anderenfalls funktioniert das Produkt nicht.

6 Montage

1. Öffnen Sie die Klettverschlüsse an den Gummibändern **13**.
2. Ziehen Sie die Gummibänder durch die kleinen Öffnungen **2** (siehe Schritt 1 in der **Abb. B**).
3. Schließen Sie die Klettverschlüsse, um die Gummibänder an der LED-Gesichtsmaske **3** zu befestigen (siehe Schritt 2 in **Abb. B**).

7 Bedienung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie die Modi mit den blauen LED-Leuchten (die Modi F2 und F6) höchstens für 10 Minuten pro Anwendung und maximal für 3 Anwendungen pro Woche. Alle anderen Modi können ab der vierten Woche täglich angewendet werden.

7.1 Vorbereitung

1. Laden Sie das Produkt vollständig auf und bringen Sie die Gummibänder **13** an (siehe Kapitel „Laden“ und „Montage“).
2. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht gründlich. Achten Sie darauf, dass sich darauf keinerlei Make-up oder Schmutz

befindet, da das die Menge an Licht, das in die Haut eindringt, reduzieren kann.

3. Setzen oder legen Sie sich hin und platzieren die LED-Gesichtsmaske **3** so auf Ihrem Gesicht, dass es sich bequem anfühlt.
4. Machen Sie die Maske mit den Klettverschlüssen an den Kopfbändern **1**, den Kinnbändern **10** und an den Gummibändern auf Ihrem Gesicht fest. Die Gummibänder sollten oben auf Ihrem Kopf geschlossen werden.

7.2 Sitzung durchführen

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste **6** gedrückt, um das Produkt einzuschalten.
Das Produkt gibt, wenn es eingeschaltet ist, einen Piepton ab und die Kontrollleuchten **7** leuchten in Weiß.
Die LED-Leuchten **11** gehen an. Der Betriebsmodus „FI“ ist standardmäßig aktiviert.
2. Drücken Sie, wenn Sie möchten, wiederholt die Modus-Taste **8**, um einen anderen Betriebsmodus auszuwählen (FI–F7).
Das Produkt gibt, wenn der Betriebsmodus geändert wird, einen kurzen Piepton ab.
Siehe für weitere Informationen das Kapitel „Die Betriebsmodi auswählen“.
3. Das Produkt schaltet sich automatisch nach 10 Minuten ab.
Sie können aber auch, um das Produkt jederzeit auszuschalten, die Ein/Aus-Taste drücken und gedrückt halten.
Das Produkt gibt, wenn es ausgeschaltet wird, 2 kurze Pieptöne ab.
4. Nehmen Sie nach der Sitzung die Maske ab und tragen Sie ein Serum und/oder eine Tages-/Nachtcreme auf Ihr Gesicht auf.
5. Reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).

7.3 Die Betriebsmodi auswählen

- Drücken Sie die Modus-Taste **8** wiederholt, um durch die Betriebsmodi (FI–F7) zu gehen.
- Der Betriebs-Timer (10 Minuten) wird immer, wenn Sie auf einen anderen Betriebsmodus umschalten, zurückgesetzt.

- Beschreibung der Betriebsmodi:

DE

Modus	LED	Am besten geeignet für
F1	Rot	Reduziert feine Linien, stimuliert die Kollagenproduktion und verbessert die Blutzirkulation.
F2	Blau	Reduziert aknebedingte Rötungen und Unreinheiten, sorgt für ein klareres Hautbild.
F3	Bernstein	Verbessert die Feuchtigkeit der Haut, beruhigt trockene und sensible Haut und reduziert die Pigmentierung und Hautrötungen.
F4	Nahinfrarot + tiefes Nahinfrarot*	Reduziert Falten, fördert die Kollagen- und Elastinproduktion und bringt die Blutzirkulation in Schwung, um so den Ton und die Textur der Haut zu verbessern und sie widerstandsfähiger zu machen. Und es fördert die Hautschichten über die Dermis hinaus.
F5	Rot + Nahinfrarot + tiefes Nahinfrarot (man sieht eine rote Farbe)	Kombiniert die Vorteile von F1 und F4: Für eine jünger aussehende und straffere Haut.
F6	Blau + Rot + Nahinfrarot + tiefes Nahinfrarot (man sieht eine violette Farbe)	Kombiniert die Vorteile von F1, F2 und F4: Fördert Anti-Ageing und reduziert aknebedingte Rötungen und kleine Unvollkommenheiten, damit die Haut vitaler und klarer aussieht und mehr strahlt.
F7	Bernstein + Rot + Nahinfrarot + tiefes Nahinfrarot (man sieht ein dunkles Orange)	Kombiniert die Vorteile von F1, F3 und F4: Für eine beruhigtere, jünger aussehende und straffere Haut und einen gleichmäßigeren Hautton.

*Im Modus F4 leuchten die LED-Leuchten  nicht, weil Nahinfrarot und tiefes Nahinfrarot unsichtbar sind. Es leuchten jedoch, um anzuzeigen, dass dieser Modus aktiviert wurde, 3 rote LED-Leuchten in der Maske: eine auf der Stirn, eine auf der linken Wange und eine auf der rechten Wange.

8 Anwendungsplan

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie die Modi mit den blauen LED-Leuchten (die Modi F2 und F6) höchstens für 10 Minuten pro Anwendung und maximal für 3 Anwendungen pro Woche. Alle anderen Modi können ab der vierten Woche täglich angewendet werden.

Befolgen Sie beim ersten Gebrauch des Produkts den folgenden Zeitplan:

Erste Woche	Einmal alle 3 Tage für jeweils max. 10 Minuten verwenden
Zweite Woche	Einmal alle 2 Tage für jeweils max. 10 Minuten verwenden
Dritte Woche	Einmal alle 2 Tage für jeweils max. 10 Minuten verwenden
Vierte Woche	Einmal jeden Tag für jeweils max. 20 Minuten verwenden

Sobald sich Ergebnisse zeigen, passen Sie die Häufigkeit auf ein oder zwei Mal pro Woche an.

9 Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer von der Stromquelle.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

DE

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metallborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
 - Verwenden Sie zum Reinigen kein heißes Wasser.
1. Nehmen Sie den Controller **5** vom Magnethalter **4** ab.
 2. Nehmen Sie zum Abwischen der LED-Gesichtsmaske **3** bitte ein feuchtes Tuch. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch trocken.
 3. Geben Sie den Controller nach dem Reinigen bitte wieder auf den Magnethalter.

10 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.
- Bewahren Sie das Produkt in dem Aufbewahrungsbeutel **14** auf, um es bestmöglich zu schützen.

11 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	• Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß geladen ist. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit einer USB-Stromquelle verbunden ist. Das Produkt funktioniert während des Ladens nicht. • Vergewissern Sie sich, dass der Controller 5 ordnungsgemäß in dem Magnethalter 4 platziert ist.
Das Produkt lässt sich nicht laden.	• Stellen Sie sicher, dass das USB-Ladekabel 12 sicher zwischen dem Ladeanschluss 9 und der USB-Stromquelle angeschlossen ist. • Achten Sie, wenn Sie zum Laden einen USB-Wandadapter verwenden, darauf, dass er mit dem Produkt kompatibel ist (5 V DC, 1 A).

12 Technische Daten

Modell:	FAC08
Nennaufnahmeleistung:	5 V === 1 A
Betriebsspannung:	3,7 V
Akkukapazität:	2.000 mAh (Lithium) (wiederaufladbar)
Anzahl LED-Leuchten:	120
Schutzart:	IPX5
Gewicht:	315 g
Abmessungen (L × B × T):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Material:	Silikon (Maske) PC (Fernbedienung)

13 Entsorgung

DE

13.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

13.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)
WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE 17485055



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder neu jetzt auch im**

Handel abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, sämtliche Batterien und Akkus – ganz gleich, ob sie gefährliche Stoffe* enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtbezirks oder bei einem Händler abzugeben, sodass sie umweltfreundlich

entsorgt werden können.

Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle, und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Hinweis: Wenn Sie den Akku entfernen möchten, wickeln Sie ein Handtuch um den Controller und zerschlagen das Gehäuse mit einem Hammer. Stellen Sie sicher, dass Ihre Augen und Hände geschützt sind, um Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie, dass das Entfernen des Akkus nicht reversibel ist.

14 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

15 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservicede@silkn.eu / info@silkn.eu

Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silk'n Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Table des matières

I	Contenu de la livraison/pièces de l'appareil	37
2	Généralités	37
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	37
2.2	Explication des symboles	37
3	Sécurité	38
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	38
3.2	Consignes de sécurité	38
4	Vérifier le produit et le contenu de la livraison	43
5	Chargement	43
6	Montage	44
7	Utilisation	44
7.1	Préparation	45
7.2	Déroulement de la séance	45
7.3	Sélection des modes de fonctionnement	46
8	Plan d'application	47
9	Nettoyage	48
10	Rangement	49
11	Recherche d'erreurs	49
12	Données techniques	49
13	Élimination	50
13.1	Éliminer l'emballage	50
13.2	Éliminer le produit	50
14	Garantie	51
15	Service à la clientèle	51

I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

FR

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Bandeau, 2× | 8 | Touche de mode |
| 2 | Petite ouverture, 2× | 9 | Prise de chargement |
| 3 | Masque pour le visage à LED | 10 | Mentonnière, 2× |
| 4 | Support magnétique | 11 | Lampes à LED |
| 5 | Contrôleur | 12 | Câble de recharge USB |
| 6 | Touche marche/arrêt | 13 | Élastique, 2× |
| 7 | Témoin lumineux, 3× | 14 | Sac de rangement |

2 Généralités

2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de ce LED Face Mask Pro (appelé « produit » ci-après). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Veuillez lire d'abord le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

REMARQUE !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.

FR



Veuillez lire le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le ménage (dans des espaces intérieurs secs).



Courant continu.

3 Sécurité

3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit est exclusivement destiné à améliorer l'éclat, l'élasticité et la texture de votre peau et à rendre les rides, les ridules et la pigmentation moins visibles. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

3.2 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- N'utilisez le produit qu'avec le câble de recharge USB fourni.

- Le produit doit être utilisé uniquement avec une très basse tension de sécurité, conformément au marquage apposé sur le produit.
- Ne mettez pas le produit en service s'il est endommagé ou si le câble de recharge USB est défectueux.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
- Ne plongez pas le produit ni le câble de recharge USB dans l'eau ou d'autres liquides. Tenez-les éloignés de l'eau.
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le câble

de recharge USB lorsque vous ne chargez pas le produit.

- Ne saisissez jamais le câble de recharge USB avec les mains mouillées ou humides.
- Ne placez pas d'objets dans le boîtier.
- Tenez éloignées toutes les pièces du produit de flammes nues et de surfaces chaudes.
- Placez le câble de recharge USB de façon à ce qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne retirez jamais le câble de recharge USB de la source d'alimentation en tirant sur le câble, mais saisissez toujours la fiche réseau du câble.
- Ne pliez pas le câble de recharge USB et ne le posez pas sur des bords coupants.
- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement.

 AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute

sécurité du produit et à condition qu'elles comprennent les dangers associés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Tenez les enfants éloignés du produit et du câble de recharge USB.
- Le produit ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, les enfants, les personnes épileptiques, les patients atteints de troubles de la thyroïde, les personnes prenant des médicaments pour la thyroïde, les personnes photoallergiques ou utilisant des médicaments contre les allergies à la lumière.
- N'utilisez pas le produit si vous souffrez de maladies de la peau, de plaies suppurantes ou dues à un accident ou à une opération.
- N'utilisez pas les modes avec les lampes à LED bleues (les modes F2 et F6) plus de 10 minutes par application et pas plus de 3 applications par semaine. Tous les autres modes peuvent être utilisés quotidiennement à partir de la quatrième semaine.
- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le produit, demandez conseil à votre médecin.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit

si vous ressentez une gêne, développez toute réaction anormale (comme des démangeaisons ou une inflammation inconfortable) ou si votre peau devient chaude au point de vous gêner.

- Si le produit n'est pas utilisé correctement, du liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact avec celui-ci. Le liquide s'écoulant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, les yeux ou les muqueuses, lavez et rincez immédiatement les endroits concernés à l'eau propre. Consultez un médecin si nécessaire.
- Les batteries ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées dans le feu.
- N'essayez pas de retirer la pile du produit. Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Ne regardez pas directement dans la zone de la source lumineuse du produit.

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Tenez le produit éloigné des feux ouverts, surfaces chaudes, températures élevées ou intempéries (par ex. pluie).
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont

fissurées, cassées ou déformées. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine correspondantes.

FR

4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.
1. Retirez le produit de l'emballage.
 2. Assurez-vous que la livraison est complète (voir **fig. A**).
 3. Contrôlez que le produit ou les différentes pièces ne présentent pas de dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

5 Chargement



- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et lorsque la batterie est faible. Le temps de charge est d'environ 3 heures.
- Lorsque la batterie est faible, le produit émet 5 bips et les témoins lumineux s'allument en rouge avant que le produit ne s'éteigne automatiquement. Chargez le produit.
- Lorsque le produit doit être entreposé pendant une durée prolongée, il convient de vérifier le niveau de charge de la batterie et de recharger régulièrement le produit.
- Le produit ne peut pas être utilisé pendant qu'il charge.

1. Retirez le contrôleur **5** du support magnétique **4**.
2. Branchez la plus petite extrémité du câble de recharge USB **12** sur la prise de chargement **9** du contrôleur.
3. Pour le chargement, branchez le bout le plus large du câble de recharge USB dans le port USB d'une source d'alimentation USB appropriée (non incluse) (par exemple, un adaptateur mural USB, 5 V CC, 1 A).
4. Si un adaptateur mural est utilisé, veuillez le brancher sur une prise de courant.

Les témoins lumineux **7** clignotent en vert pendant le chargement. Le processus de chargement est terminé lorsque les témoins lumineux s'allument en vert en continu.

Si la tension de la source d'alimentation USB est trop élevée, les témoins lumineux s'allument rapidement en rouge et le processus de chargement ne démarre pas. Veuillez utiliser une source d'alimentation USB appropriée.

5. Lorsque le chargement est terminé, débranchez l'adaptateur mural USB de la prise secteur et déconnectez le câble de recharge USB du port de chargement.
6. Veuillez remettre le contrôleur sur le support magnétique. Assurez-vous que le contrôleur est correctement placé dans le support magnétique. Dans le cas contraire, le produit ne fonctionnera pas.

6 Montage

1. Ouvrez les fermetures auto-agrippantes situées au niveau des élastiques **13**.
2. Tirez les élastiques à travers les petites ouvertures **2** (voir étape 1 de la **fig. B**).
3. Refermez les fermetures auto-agrippantes afin de fixer les élastiques au masque pour le visage à LED **3** (voir étape 2 de la **fig. B**).

7 Utilisation

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- N'utilisez pas les modes avec les lampes

à LED bleues (les modes F2 et F6) plus de 10 minutes par application et pas plus de 3 applications par semaine. Tous les autres modes peuvent être utilisés quotidiennement à partir de la quatrième semaine.

7.1 Préparation

1. Chargez entièrement le produit et fixez les élastiques **13** (voir chapitres « Chargement » et « Montage »).
2. Nettoyez soigneusement votre visage et séchez-le bien. Veillez à ce que votre visage soit parfaitement propre, sans aucune trace de maquillage car, en cas contraire, la quantité de lumière qui pénètre dans la peau pourrait être réduite.
3. Asseyez-vous ou allongez-vous et placez le masque pour le visage à LED **3** sur votre visage de manière à ce qu'il soit confortable.
4. Fixez le masque sur votre visage à l'aide des bandes auto-agrippantes sur les bandeaux **11**, les mentonnières **10** et les élastiques. Les élastiques doivent être fermés sur le haut de votre tête.

7.2 Déroulement de la séance

1. Maintenez la touche marche/arrêt **6** enfoncée pour allumer le produit.
Si le produit est allumé, il émet un bip et les témoins lumineux **7** s'allument en blanc.
Les lampes à LED **11** s'allument. Le mode de fonctionnement « F1 » est activé par défaut.
2. Si vous le souhaitez, appuyez plusieurs fois sur la touche de mode **8** pour sélectionner un autre mode de fonctionnement (F1–F7).
Le produit émet un bref bip lorsqu'on modifie le mode de fonctionnement.
Reportez-vous au chapitre « Sélection des modes de fonctionnement » pour plus d'informations.
3. Le produit s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes.
Vous pouvez également maintenir la touche marche/arrêt

enfoncée pour éteindre le produit quand vous le souhaitez.

Le produit émet 2 bips courts lorsqu'il s'éteint.

4. Après la séance, retirez le masque et appliquez un sérum et/ou une crème de jour/de nuit sur votre visage.
5. Nettoyez soigneusement le produit après chaque utilisation (voir chapitre « Nettoyage »).

7.3 Sélection des modes de fonctionnement

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de mode **8** pour faire défiler les modes de fonctionnement (F1–F7).
- La minuterie de fonctionnement (10 minutes) est toujours réinitialisée lorsque vous passez à un autre mode de fonctionnement.
- Description des modes de fonctionnement :

Mode	LED	Convient idéalement pour
F1	Rouge	Réduit les ridules, stimule la production de collagène et améliore la circulation sanguine.
F2	Bleu	Réduit les rougeurs et les impuretés dues à l'acné, donne à la peau un aspect plus clair.
F3	Ambre	Améliore l'hydratation de la peau, apaise les peaux sèches et sensibles et réduit la pigmentation et les rougeurs de la peau.
F4	Proche infrarouge + proche infrarouge profond*	Réduit les rides, stimule la production de collagène et d'élastine et relance la circulation sanguine, améliorant ainsi le ton et la texture de la peau et la rendant plus résistante. Favorise également les couches de la peau au-delà du derme.
F5	Rouge + proche infrarouge + proche infrarouge profond (on voit une couleur rouge)	Combine les avantages de F1 et F4 : pour une peau d'apparence plus jeune et plus ferme.

Mode	LED	Convient idéalement pour
F6	Bleu + rouge + proche infrarouge + proche infrarouge profond (on voit une couleur violette)	Combine les avantages de F1, F2 et F4 : favorise l'anti-âge et réduit les rougeurs et les petites imperfections dues à l'acné, pour une peau plus vitale, plus claire et plus éclatante.
F7	Ambre + rouge + proche infrarouge + proche infrarouge profond (on voit un orange foncé)	Combine les avantages de F1, F3 et F4 : pour une peau plus apaisée, d'apparence plus jeune et plus ferme, et un teint plus uniforme.

*En mode F4, les lampes à LED  ne s'allument pas, car le proche infrarouge et le proche infrarouge profond sont invisibles. Cependant, pour indiquer que ce mode a été activé, 3 lampes à LED rouges s'allument dans le masque : une sur le front, une sur la joue gauche et une sur la joue droite.

8 Plan d'application

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- N'utilisez pas les modes avec les lampes à LED bleues (les modes F2 et F6) plus de 10 minutes par application et pas plus de 3 applications par semaine. Tous les autres modes peuvent être utilisés quotidiennement à partir de la quatrième semaine.

Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, veuillez suivre le programme suivant :

Première semaine	Utiliser une fois tous les 3 jours pendant max. 10 minutes
Deuxième semaine	Utiliser une fois tous les 2 jours pendant max. 10 minutes

Troisième semaine	Utiliser une fois tous les 2 jours pendant max. 10 minutes
Quatrième semaine	Utiliser une fois par jour pendant max. 20 minutes

Dès les premiers résultats, utilisez le produit une ou deux fois par semaine.

9 Nettoyage

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Toujours déconnecter le produit de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage.

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.
 - N'utilisez pas d'eau chaude pour le nettoyage.
1. Retirez le contrôleur  du support magnétique .
 2. Veuillez utiliser un chiffon humide pour essuyer le masque pour le visage à LED . Séchez-le ensuite avec un chiffon sec.
 3. Après avoir nettoyé le contrôleur, remettez-le sur le support magnétique.

10 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

FR

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.
- Conservez le produit dans son sac de rangement **14** afin de le protéger au mieux.

11 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que le produit est correctement chargé. • Assurez-vous que le produit n'est pas branché à une source d'alimentation USB. Le produit ne fonctionne pas pendant le chargement. • Assurez-vous que le contrôleur 5 est correctement placé dans le support magnétique 4.
Le produit ne peut pas être chargé.	• Assurez-vous que le câble de recharge USB 12 est bien branché entre la prise de chargement 9 et la source d'alimentation USB. • Si vous utilisez un adaptateur mural USB pour le chargement, veillez à ce qu'il soit compatible avec le produit (5 V CC, 1 A).

12 Données techniques

Modèle :	FAC08
Puissance absorbée :	5 V === 1 A
Tension de service :	3,7 V

Capacité de la batterie :	2 000 mAh (Lithium)
Nombre de lampes à LED :	120
Type de protection :	IPX5
Poids :	315 g
Dimensions (L × l × h) :	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Matière :	Silicone (masque) PC (télécommande)

13 Élimination

13.1 Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

13.2 Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.** Ceci garantit un recyclage



approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

Ne pas jeter les piles et les batteries usagées avec les déchets ménagers !



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et batteries (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses*) à un point de collecte municipal ou à un revendeur afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

Apportez le produit complet (y compris la batterie) à votre point de collecte et assurez-vous que la batterie est déchargée !

* marqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Remarque : Si vous souhaitez retirer la batterie, essayez le contrôleur avec un chiffon et détruisez le boîtier avec un marteau. Assurez-vous que vos yeux et vos mains soient protégés afin d'éviter toute blessure. Veuillez noter que le retrait de la batterie n'est pas réversible.

14 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

15 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : www.silkn.eu. Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu.

France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : serviceconsommateurfr@silkn.eu

Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : serviceconsommateurbe@silkn.eu

Juridische kennisgeving

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silkn Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silkn Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhoud

I	Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat	54
2	Algemeen	54
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	54
2.2	Verklaring van symbolen	54
3	Veiligheid	55
3.1	Reglementair gebruik	55
3.2	Veiligheidsinstructies	55
4	Product en verpakkingsinhoud controleren	59
5	Laden	60
6	Montage	60
7	Bediening	61
7.1	Vorbereiding	61
7.2	Een sessie uitvoeren	61
7.3	De bedrijfsmodi selecteren	62
8	Gebruiksplan	63
9	Reiniging	64
10	Bewaring	65
11	Fouten opsporen	65
12	Technische gegevens	65
13	Afvoer	66
13.1	Verpakking afvoeren	66
13.2	Product afvoeren	66
14	Garantie	67
15	Klantenservice	67

I Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1 Hoofdband, 2× | 8 Modusknop |
| 2 Kleine opening, 2× | 9 Laadaansluiting |
| 3 Led-gezichtsmasker | 10 Kinband, 2× |
| 4 Magnetische houder | 11 Ledlampjes |
| 5 Controller | 12 USB-oplaadkabel |
| 6 Aan-uitknop | 13 Elastische band, 2× |
| 7 Controlelampje, 3× | 14 Opbergetui |

2 Algemeen

2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit LED Face Mask Pro (hierna “product” genoemd). Deze bevat belangrijke informatie over ingebruikname en gebruik.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).



Gelijkstroom

3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het product is alleen bedoeld om de glans, elasticiteit en textuur van uw huid te verbeteren en rimpels, fijne lijntjes en pigmentvlekken minder zichtbaar te maken. Het is alleen bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

3.2 Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Gebruik het product alleen met de meegeleverde USB-oplaadkabel.
- Gebruik het product uitsluitend met een extra lage veiligheidsspanning volgens de

markering op het product.

- Gebruik het product niet als het beschadigd is of als de USB-oplaadkabel defect is.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke apparaatgegevens. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Dompel het product of de USB-oplaadkabel niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product uit de buurt van water.
- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt, wanneer u het reinigt of bij storingen. Koppel de USB-oplaadkabel altijd los wanneer u het product niet oplaadt.
- Raak de USB-oplaadkabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd alle delen van het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.

- Leg de USB-oplaadkabel zo dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Trek de USB-oplaadkabel niet aan de kabel uit de USB-stroombron, maar houd altijd de stekker van de kabel vast.
- Knik de USB-oplaadkabel niet en leg deze niet over scherpe randen.
- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.



**WAARSCHUWING!
VERWONDINGSGEVAAR!**

- Dit product mag niet worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het product en de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de USB-oplaadkabel.
- Het product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, kinderen, mensen met epilepsie, schildklierpatiënten, mensen

die schildkliermedicijnen gebruiken, fotoallergische mensen of mensen die medicijnen gebruiken voor de behandeling van een lichtallergie.

- Het product mag niet worden gebruikt bij huidaandoeningen, wondzweer, trauma en postoperatieve wonden.
- Gebruik de modi met de blauwe ledlampjes (modi F2 en F6) maximaal 10 minuten per toepassing en maximaal 3 toepassingen per week. Alle andere modi kunnen vanaf de vierde week dagelijks worden gebruikt.
- Raadpleeg een arts als u niet zeker weet of u het product kunt gebruiken.
- Als u zich onwel voelt, als u abnormale reacties vertoont (bijv. jeuk of een onaangename ontsteking) of als uw huid onaangenaam warm wordt, stop dan direct met het gebruik van het product.
- Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu komen - vermijd contact hiermee. Vloeistof uit accu's kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
- Bij contact van huid, oog of slijmvlies met accuvloeistof moet u de betreffende plekken direct met schoon water wassen en spoelen. Raadpleeg eventueel een arts.
- Accu's mogen niet uit elkaar gehaald, kort-gesloten of in vuur gegooid worden.

- Probeer niet de batterij uit het product te halen. Dit product bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron van het product.

NL

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Houd het product uit de buurt van open vuur, hete oppervlakken, hoge temperaturen of weersinvloeden (bijv. regen).
- Gebruik het product niet langer als de kunststof onderdelen gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend door passende originele reserveonderdelen.

4 Product en verpakkingsinhoud controleren

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.

1. Neem het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

5 Laden



- Laad het product volledig op voorafgaand aan het eerste gebruik en als de accu bijna leeg is. De oplaadtijd van het product is ca. 3 uur.
- Als de accu bijna leeg is, geeft het product 5 pieptonen af en branden de controlelampjes rood, voordat het product automatisch wordt uitgeschakeld. Laad het product op.
- Als u het product langere tijd bewaart, moet regelmatig het accuniveau worden gecontroleerd en het product worden opgeladen.
- Het product kan niet worden gebruikt tijdens het laden.

1. Haal de controller **5** uit de magnetische houder **4**.
2. Steek het kleinere uiteinde van de USB-oplaadkabel **12** in de laadaansluiting **9** van de controller.
3. Steek om op te laden het grotere uiteinde van de USB-oplaadkabel in de USB-aansluiting van een geschikte USB-stroombron (niet meegeleverd) (bijv. een USB-wandadapter, 5 V DC, 1 A).
4. Als u een wandadapter gebruikt, sluit deze dan aan op een stopcontact.

De controlelampjes **7** knipperen groen tijdens het oplaadproces. Het oplaadproces is beëindigd als de controlelampjes continu groen branden.

Als de spanning van de USB-stroombron te hoog is, branden de controlelampjes snel rood en wordt het opladen niet gestart. Gebruik een geschikte USB-stroombron.

5. Als het opladen is beëindigd, haal dan de USB-wandadapter uit het stopcontact en koppel de USB-oplaadkabel los van de laadaansluiting.
6. Plaats de controller terug in de magnetische houder.
Zorg ervoor dat de controller correct in de magnetische houder is geplaatst. Anders werkt het product niet.

6 Montage

1. Open de klittenbandsluitingen op de elastische banden **13**.
2. Trek de elastische banden door de kleine openingen **2** (zie stap 1 **afb. B**).

3. Sluit de klittenbandsluitingen om de elastische banden aan het led-gezichtsmasker **3** te bevestigen (zie stap 2 **afb. B**).

7 Bediening

NL

WAARSCHUWING! **VERWONDINGSGEVAAR!**

- Gebruik de modi met de blauwe ledlampjes (modi F2 en F6) maximaal 10 minuten per toepassing en maximaal 3 toepassingen per week. Alle andere modi kunnen vanaf de vierde week dagelijks worden gebruikt.

7.1 Voorbereiding

1. Laad het product volledig op en breng de elastische banden **13** op de juiste manier aan (zie hoofdstukken “Laden” en “Montage”).
2. Reinig en droog uw gezicht grondig. Zorg ervoor dat er geen make-up of vuil op zit, omdat dit de hoeveelheid licht die de huid binnendringt kan verminderen.
3. Ga zitten of liggen en plaats het led-gezichtsmasker **3** op uw gezicht zodat het comfortabel aanvoelt.
4. Bevestig het masker op uw gezicht met de klittenbandsluitingen op de hoofdbanden **1**, kinbanden **10** en elastische banden. De elastische banden moeten bovenop uw hoofd gesloten zijn.

7.2 Een sessie uitvoeren

1. Houd de aan-uitknop **6** ingedrukt om het product in te schakelen.
Het product geeft een pieptoon wanneer het is ingeschakeld en de controlelampjes **7** branden wit.
De ledlampjes **11** gaan branden. De bedrijfsmodus “F1” is standaard geactiveerd.
2. Druk indien gewenst herhaaldelijk op de modusknop **8**, om een andere bedrijfsmodus (F1–F7) te selecteren.
Het product geeft een korte pieptoon wanneer de bedrijfsmodus wordt gewijzigd.
Voor meer informatie lees het hoofdstuk “De bedrijfsmodi selecteren”.

3. Het product schakelt na 10 minuten automatisch uit.
Maar u kunt ook op de aan-uitknop drukken en deze ingedrukt houden om het product op elk gewenst moment uit te schakelen.
Het product geeft 2 korte pieptonen wanneer het wordt uitgeschakeld.
4. Verwijder na de sessie het masker en breng een serum en/of dag-/nachtcrème op uw gezicht aan.
5. Reinig het product grondig na gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging").

7.3 De bedrijfsmodi selecteren

- Druk herhaaldelijk op de modusknop **8** om door de bedrijfsmodi (F1–F7) te bladeren.
- De bedrijfstimer (10 minuten) wordt altijd gereset als u naar een andere bedrijfsmodus overschakelt.
- Beschrijving van de bedrijfsmodi:

Modus	LED	Het beste geschikt voor
F1	Rood	Vermindert fijne lijntjes, stimuleert de collageenproductie en verbetert de bloedcirculatie.
F2	Blauw	Vermindert door acne veroorzaakte roodheid en onzuiverheden en zorgt voor een heldere teint.
F3	Amber	Verbetert de hydratatie van uw huid, verzacht droge en gevoelige huid en vermindert pigmentatie en roodheid.
F4	Nabij-infrarood + diep nabij-infrarood*	Vermindert rimpels, stimuleert de collageen- en elastineproductie evenals de doorbloeding om de teint en de textuur van uw huid te verbeteren en de huid resistenter te maken. Stimuleert de huidlagen die onder de lederhuid liggen.

Modus	LED	Het beste geschikt voor
F5	Rood + nabij-infrarood + diep nabij-infrarood (u ziet een rode kleur)	Combineert de voordelen van F1 en F4: voor een jonger uitziende en strakkere huid.
F6	Blauw + rood + nabij-infrarood + diep nabij-infrarood (u ziet een paarse kleur)	Combineert de voordelen van F1, F2 en F4: ondersteunt anti-veroudering en vermindert acne-gerelateerde roodheid en kleine oneffenheden voor een vitalere, helderder uitziende en stralende huid.
F7	Amber + rood + nabij-infrarood + diep nabij-infrarood (u ziet een donker oranje kleur)	Combineert de voordelen van F1, F3 en F4: om de huid te kalmeren, ze jonger en strakker uit te laten zien en om een gelijkmatigere teint te verkrijgen.

*In de F4-modus gaan de ledlampjes  niet branden omdat nabij-infrarood en diep nabij-infrarood onzichtbaar zijn. Er branden echter 3 rode ledlampjes in het masker om aan te geven dat deze modus is geactiveerd: één op het voorhoofd, één op de linkerwang en één op de rechterwang.

8 Gebruiksplan

WAARSCHUWING! **VERWONDINGSGEVAAR!**

- Gebruik de modi met de blauwe ledlampjes (modi F2 en F6) maximaal 10 minuten per toepassing en maximaal 3 toepassingen per week. Alle andere modi kunnen vanaf de vierde week dagelijks worden gebruikt.

Volg bij het eerste gebruik van het product het volgende schema:

Eerste week	Eén keer per 3 dagen gebruiken, max. 10 minuten per keer
Tweede week	Eén keer per 2 dagen gebruiken, max. 10 minuten per keer
Derde week	Eén keer per 2 dagen gebruiken, max. 10 minuten per keer
Vierde week	Eén keer per dag gebruiken, max. 20 minuten per keer

Zodra resultaten zichtbaar zijn, past u de frequentie aan naar één of twee keer per week.

9 Reiniging

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Koppel het product altijd los van de stroomvoorziening alvorens het te reinigen.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen borstelharen en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.
 - Gebruik geen heet water bij het reinigen.
1. Haal de controller **5** uit de magnetische houder **4**.
 2. Gebruik een vochtige doek om het led-gezichtsmasker **3** schoon te maken. Wrijf het daarna droog met een droge doek.
 3. Plaats de controller na het schoonmaken terug in de magnetische houder.

10 Bewaring

Voor het opbergen moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Bewaar het product op een schone en droge plaats waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Bewaar het product zodanig dat het onbereikbaar is voor kinderen.
- Bewaar het product in de opbergetui **14** om het zo goed mogelijk te beschermen.

11 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	• Zorg ervoor dat het product juist is geladen. • Zorg ervoor dat het product niet met een USB-stroomvoorziening is verbonden. Het product functioneert niet tijdens het opladen. • Zorg ervoor dat de controller 5 correct in de magnetische houder 4 is geplaatst.
Het product kan niet worden opgeladen.	• Zorg ervoor dat de USB-oplaadkabel 12 correct met de laadaansluiting 9 en de USB-stroombron verbonden is. • Als u een USB-wandadapter gebruikt om op te laden, controleer dan of deze compatibel is met het product (5 V DC, 1 A).

12 Technische gegevens

Model:	FAC08
Nominaal ingangsvermogen:	5 V === 1 A
Bedrijfsspanning:	3,7 V
Accuvermogen:	2.000 mAh (lithium)
Aantal LED-lampjes:	120

Beschermingsgraad:	IPX5
Gewicht:	315 g
Afmetingen (l × b × d):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Materiaal:	silicone (masker) PC (afstandsbediening)

13 Afvoer

13.1 Verpakking afvoeren



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recyclebare materialen.

13.2 Product afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u dit volgens de in uw land geldende regelingen af te voeren.** Zo wordt gegarandeerd

dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, onafhankelijk of deze gevaarlijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt van uw gemeente/stadsdeel of bij een handelaar, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.

Breng het volledige product (inclusief accu) naar uw verzamelpunt en zorg dat de accu leeg is!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Opmerking: Als u de accu wilt verwijderen, wikkel een handdoek rond de controller en sla de behuizing stuk met een hamer. Zorg dat uw ogen en handen beschermd zijn om te voorkomen dat u gewond raakt. Houd er rekening mee dat het verwijderen van de accu onomkeerbaar is.

14 Garantie

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is altijd bereid u te helpen!

15 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: www.silkn.eu. Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu.

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: klantenservicenl@silkn.eu / info@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

Email: serviceconsommateurbe@silkn.eu / info@silkn.eu

Aviso legal

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

ES

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Índice

ES

1	Volumen de suministro/partes del equipo	70
2	Información general	70
2.1	Leer y guardar este manual del usuario	70
2.2	Explicación de símbolos	70
3	Seguridad	71
3.1	Uso apropiado	71
3.2	Indicaciones de seguridad	71
4	Comprobación del producto y del volumen de suministro	75
5	Carga	76
6	Montaje	77
7	Manejo	77
7.1	Preparación	77
7.2	Ejecución de la sesión	77
7.3	Selección de los modos de funcionamiento	78
8	Plan de aplicación	79
9	Limpieza	80
10	Almacenamiento	81
11	Búsqueda de fallos	81
12	Datos técnicos	81
13	Eliminación	82
13.1	Eliminación del embalaje	82
13.2	Eliminación del producto	82
14	Garantía	83
15	Atención al cliente	83

I Volumen de suministro/partes del equipo

- | | | | |
|---|----------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Cinta para la cabeza, 2× | 8 | Botón de modo |
| 2 | Pequeña abertura, 2× | 9 | Puerto de carga |
| 3 | Máscara LED para el rostro | 10 | Cinta para el mentón, 2× |
| 4 | Soporte magnético | 11 | Luces LED |
| 5 | Controlador | 12 | Cable de carga USB |
| 6 | Botón de encendido/apagado | 13 | Cinta elástica, 2× |
| 7 | Indicador luminoso, 3× | 14 | Bolsa de almacenamiento |

2 Información general

2.1 Leer y guardar este manual del usuario



El presente manual del usuario pertenece a esta LED Face Mask Pro (en adelante, el «producto»). Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el uso.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea y Reino Unido. Cuando se utilice en territorio extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.

¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.



Lea el manual del usuario.

ES



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



Corriente continua.

3 Seguridad

3.1 Uso apropiado

El producto sirve exclusivamente para mejorar el brillo, la elasticidad y la textura de su piel, así como para reducir las arrugas, las líneas de expresión y la pigmentación. Solo está concebido para uso particular y no para el ámbito industrial. Utilice el producto únicamente en la forma que se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

3.2 Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Utilice el producto únicamente con el cable de carga USB suministrado.
- El producto únicamente puede utilizarse con una tensión baja de seguridad de acuerdo con la marca del producto.

- No ponga el producto en funcionamiento si está dañado o si el cable de carga USB está defectuoso.
- No abra la carcasa, sino deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con el servicio de atención al cliente. Si se realizan reparaciones en forma independiente, se conecta en forma inadecuada o se utiliza incorrectamente, se perderá todo derecho a garantía.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
- No sumerja el producto ni el cable de carga USB en agua u otros líquidos. Mantenga el producto lejos del agua.
- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre el cable de carga USB cuando no esté cargando el producto.
- No toque nunca el cable de carga USB con las manos mojadas o húmedas.
- No inserte objetos en la carcasa.
- Mantenga todas las piezas del producto alejadas del fuego abierto y superficies calientes.

- Tienda el cable de carga USB de forma que no pueda provocar tropiezos.
- No retire el cable de carga USB de la fuente de corriente USB tirando del cable; en su lugar, agarre siempre el enchufe del mismo.
- No doble el cable de carga USB ni lo coloque encima de bordes afilados.
- Utilice el producto únicamente en interiores.
- No utilice el producto mientras se está cargando.

 ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Este producto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos de que cuenten con supervisión o hayan sido instruidas sobre su uso de un modo seguro y comprendan los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el producto. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento.
- Mantenga a los niños alejados del producto y del cable de carga USB.
- Las mujeres embarazadas, los niños, las personas que sufren de epilepsia, los pacientes con enfermedades del tiroides,

as personas que toman medicación para el tiroides, con fotoalergia o que se medican para tratar la alergia a la luz, no deben utilizar el producto.

- El producto no debe utilizarse en caso de enfermedades cutáneas, supuraciones, heridas accidentales o postoperatorias.
- Utilice los modos con las luces LED azules (los modos F2 y F6) durante un máximo de 10 minutos por aplicación y un máximo de 3 aplicaciones a la semana. Los demás modos pueden utilizarse a diario a partir de la cuarta semana.
- Consulte a un médico si no está seguro de si puede usar el producto.
- Si no se encuentra bien, presenta alguna reacción infrecuente (por ejemplo, picor o inflamaciones molestas) o siente en su piel un calor desagradable, deje de utilizar el producto de inmediato.
- En caso de un uso inadecuado pueden producirse fugas del líquido de la batería; evite el contacto con el mismo. El líquido que pudiera fugarse de la batería puede provocar irritaciones o quemaduras químicas.
- En caso de que el líquido de la batería entrase en contacto con la piel, los ojos o las mucosas, lave y enjuague la zona afectada

inmediatamente con agua limpia. Si fuera necesario, busque atención médica.

- Las baterías no deben desmontarse, cortocircuitarse ni arrojarse al fuego.
- No intente retirar la batería del producto. Este producto contiene baterías que no se pueden sustituir.
- No mire directamente a la zona de la fuente de luz del producto.

ES

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Mantenga el producto alejado de las llamas, las superficies calientes, las altas temperaturas o las inclemencias del tiempo (por ejemplo, la lluvia).
- Deje de utilizar el producto si las piezas de plástico estuvieran rajadas, rotas o deformadas. Los componentes dañados solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales consiguientes.

4 Comprobación del producto y del volumen de suministro

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.

1. Saque el producto del embalaje.
2. Asegúrese de que el suministro esté completo (véase la **fig. A**).
3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

5 Carga



- Cargue completamente el producto antes del primer uso y cuando la batería esté baja. El tiempo de carga asciende a aproximadamente 3 horas.
 - Cuando la batería está baja, el producto emite 5 pitidos y los indicadores luminosos se encenderán en rojo antes de que el producto se apague automáticamente. Cargue el producto.
 - Si el producto se almacena durante mucho tiempo, debe comprobarse el nivel de carga de la batería y cargarse regularmente.
 - El producto no se puede utilizar durante la carga.
1. Retire el controlador **5** del soporte magnético **4**.
 2. Conecte el extremo más pequeño del cable de carga USB **12** en el puerto de carga **9** del controlador.
 3. Para cargar, inserte el extremo grande del cable de carga USB en el puerto USB de una fuente de corriente USB adecuada (no incluida) (p. ej., un adaptador de red USB, tipo 5 V CC, 1 A).
 4. Si se utiliza un adaptador de pared, conéctelo a una toma de corriente.

Los indicadores luminosos **7** parpadean en verde durante el proceso de carga. El proceso de carga se completa cuando los indicadores luminosos se ilumina en verde fijo.

Cuando la tensión de la fuente de corriente USB es demasiado elevada, los indicadores luminosos se encienden rápidamente en rojo y el proceso de carga no se inicia. Utilice una fuente de corriente USB adecuada.

5. Cuando haya finalizado el proceso de carga, desenchufe el adaptador de pared USB de la toma de corriente y desconecte el cable de carga USB del puerto de carga.
6. Vuelva a colocar el controlador en el soporte magnético. Asegúrese de que el controlador esté colocado correctamente en el soporte magnético. En caso contrario, el producto no funciona.

6 Montaje

1. Abra los cierres de velcro de las cintas elásticas **13**.
2. Pase las cintas elásticas por las pequeñas aberturas **2** (véase el paso 1 de la **fig. B**).
3. Cierre los cierres de velcro para asegurar las cintas elásticas en la máscara LED para el rostro **3** (véase el paso 2 en la **fig. B**).

7 Manejo

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Utilice los modos con las luces LED azules (los modos F2 y F6) durante un máximo de diez minutos por aplicación y un máximo de tres aplicaciones a la semana. Los demás modos pueden utilizarse a diario a partir de la cuarta semana.

7.1 Preparación

1. Cargue completamente el producto y coloque las cintas elásticas **13** (véanse los capítulos «Carga» y «Montaje»).
2. Limpie y séquese bien la cara. Asegúrese de retirar el maquillaje o la suciedad, ya que pueden reducir la cantidad de luz que penetra en la piel.
3. Siéntese y colóquese la máscara LED para el rostro **3** de forma que le resulte cómoda.
4. Coloque la máscara en el rostro con los cierres de velcro de las cintas para la cabeza **1**, las cintas para el mentón **10** y las cintas elásticas. Las cintas elásticas deben estar cerradas en la parte superior de la cabeza.

7.2 Ejecución de la sesión

1. Mantenga presionado el botón encendido/apagado **6** para encender el producto.
El producto emitirá un pitido cuando se encienda y los indicadores luminosos **7** se encienden en blanco.
Las luces LED **11** se encienden. El modo de funcionamiento «F1» viene activado de forma predeterminada.

2. Si lo desea, pulse varias veces el botón de modo **8** para seleccionar otro modo de funcionamiento (F1-F7).
El producto emite un breve pitido cuando se cambia el modo de funcionamiento.
Consulte el capítulo «Selección de los modos de funcionamiento» para obtener más información.
3. El producto se apaga automáticamente tras 10 minutos.
Sin embargo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para apagar el producto en cualquier momento.
El producto emite dos breves pitidos cuando se apaga.
4. Tras la sesión, retire la máscara y aplique un suero o una crema de día/noche sobre el rostro.
5. Limpie bien el producto después de cada uso (véase el capítulo «Limpieza»).

7.3 Selección de los modos de funcionamiento

- Pulse el botón de modo **8** varias veces para alternar entre los modos de funcionamiento (F1-F7).
- El temporizador de funcionamiento (10 minutos) siempre se reinicia cuando se cambia a otro modo de funcionamiento.
- Descripción de los modos de funcionamiento:

Modo	LED	Ideal para
F1	Rojo	Reduce las líneas finas, estimula la producción de colágeno y mejora la circulación de la sangre.
F2	Azul	Reduce las rojeces e impurezas ocasionadas por el acné y garantiza un rostro más claro.
F3	Ámbar	Mejora la hidratación de la piel, calma la piel seca y sensible y reduce la pigmentación y las rojeces.
F4	Infrarrojo cercano + infrarrojo cercano profundo*	Reduce las arrugas, estimula la producción de colágeno y elastina y activa la circulación sanguínea para mejorar el tono y la textura de la piel y volverla más resistente. Además, estimula las capas de la piel más allá de la dermis.

Modo	LED	Ideal para
F5	Rojo + infrarrojo cercano + infrarrojo cercano profundo (se ve un color rojo)	Combina las ventajas de F1 y F4: para una piel más joven y firme.
F6	Azul + rojo + infrarrojo cercano + infrarrojo cercano profundo (se ve un color violeta)	Combina las ventajas de F1, F2 y F4: combate el envejecimiento y reduce las rojeces y pequeñas imperfecciones causadas por el acné para que la piel luzca más vital, clara y radiante.
F7	Ámbar + rojo + infrarrojo cercano + infrarrojo cercano profundo (se ve un color naranja oscuro)	Combina las ventajas de F1, F3 y F4: favorece una piel más calmada, joven y firme y un tono de piel más uniforme.

*En el modo F4, las luces LED  no se iluminan porque el infrarrojo cercano y el infrarrojo cercano profundo son invisibles. Sin embargo, se iluminan 3 luces LED rojas en la máscara para indicar que este modo está activado: una en la frente, una en la mejilla izquierda y una en la mejilla derecha.

8 Plan de aplicación

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Utilice los modos con las luces LED azules (los modos F2 y F6) durante un máximo de diez minutos por aplicación y un máximo de tres aplicaciones a la semana. Los demás modos pueden utilizarse a diario a partir de la cuarta semana.

Siga el siguiente programa cuando utilice el producto por primera vez:

Primera semana	Utilice el producto una vez cada 3 días durante un máximo de 10 minutos cada vez.
Segunda semana	Utilice el producto una vez cada 2 días durante un máximo de 10 minutos cada vez.
Tercera semana	Utilice el producto una vez cada 2 días durante un máximo de 10 minutos cada vez.
Cuarta semana	Utilice el producto una vez al día durante un máximo de 20 minutos cada vez.

Una vez se noten los resultados, ajuste la frecuencia a una o dos veces por semana.

9 Limpieza

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Desconecte siempre el producto de la fuente de corriente antes de limpiarlo.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal ni utensilios de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras y similares.
 - No utilice agua caliente para la limpieza.
1. Retire el controlador **5** del soporte magnético **4**.
 2. Limpie la máscara LED para el rostro **3** con un paño húmedo. A continuación, séquela bien con un paño seco.
 3. Tras la limpieza, vuelva a colocar el controlador en el soporte magnético.

10 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños.
- Guarde el producto en la bolsa de almacenamiento **14** para protegerlo lo mejor posible.

11 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	• Asegúrese de que el producto esté bien cargado. • Asegúrese de que el producto no está conectado a una fuente de corriente USB. El producto no funciona durante la carga. • Asegúrese de que el controlador 5 esté colocado correctamente en el soporte magnético 4.
El producto no se carga.	• Asegúrese de que el cable de carga USB 12 esté conectado correctamente al puerto de carga 9 y a la fuente de corriente USB. • A la hora de utilizar un adaptador de pared USB para la carga, asegúrese de que sea compatible con el producto (5 V CC, 1 A).

12 Datos técnicos

Modelo:	FAC08
Potencia nominal de entrada:	5 V === 1 A
Tensión de funcionamiento:	3,7 V
Capacidad de la batería:	2000 mAh (litio)
Cantidad de luces LED:	120

Grado de protección:	IPX5
Peso:	315 g
Dimensiones (largo × ancho × profundo):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Material:	Silicona (máscara) PC (mando a distancia)

13 Eliminación

13.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

13.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida separada de materiales.)



¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región**. Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

¡Las baterías y las pilas no se pueden tirar a la basura doméstica!



Como consumidor final, usted está legalmente obligado a entregar todas las pilas y baterías, independientemente de que contengan o no sustancias peligrosas*, en un punto de recogida del municipio o del distrito municipal o en un distribuidor para que

puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente. ¡Lleve el producto completo (incluida la batería) a su punto de recogida y asegúrese de que la batería está descargada!

*indicadas mediante: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

Aviso: Si desea retirar la batería, envuelva el controlador con una toalla y golpee la carcasa con un martillo. Asegúrese de que los ojos y las manos estén protegidos para evitar lesiones. Tenga en cuenta que la extracción de la batería no es reversible.

14 Garantía

ES

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

15 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: www.silkn.eu. Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu.

Número de servicio: 900 823 302

Email: servicioalcliente@silkn.eu / info@silkn.eu

Avvertenze legali

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

IT

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silkn Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silkn Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Indice

I	Dotazione/parti dell'apparecchio	86
2	Informazioni generali	86
2.1	Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	86
2.2	Spiegazione dei simboli	86
3	Sicurezza	87
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	87
3.2	Avvertenze di sicurezza	87
4	Controllo del prodotto e della dotazione	91
5	Ricarica	92
6	Montaggio	93
7	Utilizzo	93
7.1	Preparazione	93
7.2	Esecuzione della sessione	94
7.3	Selezionare la modalità di funzionamento	94
8	Piano di applicazione	96
9	Pulizia	96
10	Conservazione	97
11	Ricerca anomalie	97
12	Dati tecnici	98
13	Smaltimento	98
13.1	Smaltimento dell'imballaggio	98
13.2	Smaltimento del prodotto	98
14	Garanzia	99
15	Servizio di assistenza clienti	100

I Dotazione/parti dell'apparecchio

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 Fascia per la testa, 2× | 8 Tasto della modalità |
| 2 Apertura piccola, 2× | 9 Connettore di ricarica |
| 3 Maschera viso LED | 10 Fascia per il mento, 2× |
| 4 Supporto magnetico | 11 Luci a LED |
| 5 Controller | 12 Cavo di ricarica USB |
| 6 Tasto di accensione/spengimento | 13 Elastico, 2× |
| 7 Luce di controllo, 3× | 14 Custodia |

2 Informazioni generali

2.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa LED Face Mask Pro (di seguito denominata "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per un uso successivo. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per la manipolazione e l'uso.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).



Corrente continua.

3 Sicurezza

3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto serve esclusivamente a migliorare luminosità, elasticità e texture della pelle e a rendere meno visibili rughe, piccole linee e pigmentazione. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale. Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

3.2 Avvertenze di sicurezza



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Utilizzare il prodotto esclusivamente con il cavo di ricarica USB in dotazione.
- Il prodotto può essere azionato soltanto con una bassa tensione di sicurezza in base alla marcatura sul prodotto.

- Non mettere in funzione il prodotto se è danneggiato o se il cavo di ricarica USB è difettoso.
- Non aprire il corpo esterno dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato. Rivolgersi all'assistenza post-vendita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
- Non immergere il prodotto o il cavo di ricarica USB in acqua o altri liquidi. Tenerli lontani dall'acqua.
- Spegnerne sempre il prodotto in caso di inutilizzo, pulizia o guasti. Quando il prodotto non è in carica, scollegare sempre il cavo di ricarica USB.
- Non toccare mai il cavo di ricarica USB con le mani bagnate o umide.
- Non inserire oggetti nel corpo dell'apparecchio.
- Tenere tutti i componenti del prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.

- Posare il cavo di ricarica USB in modo tale che nessuno possa inciamparvi.
- Non estrarre il cavo di ricarica USB dalla fonte di alimentazione USB afferrandolo dal cavo stesso, bensì afferrare sempre la spina del cavo.
- Non piegare il cavo di ricarica USB e non farlo passare su spigoli vivi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.
- Non usare il prodotto mentre si sta caricando.



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- L'uso del presente prodotto non è consentito alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o prive di esperienza e competenza a meno che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul modo sicuro di usare il prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli connessi all'uso. Ai bambini non è consentito giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini.
- Tenere i bambini lontano dal prodotto e dal cavo di ricarica USB.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da donne in gravidanza, bambini, persone con

epilessia, pazienti affetti da tiroide, persone che assumono farmaci per la tiroide, persone fotoallergiche o che assumono farmaci per il trattamento di un'allergia alla luce.

- Il prodotto non deve essere utilizzato per malattie della pelle, suppurazione di ferite, ferite accidentali e post-operatorie.
- Usare la modalità con luci a LED blu (modalità F2 e F6) al massimo per 10 minuti per ogni uso e al massimo per 3 usi a settimana. Tutte le altre modalità possono essere usate giornalmente dalla quarta settimana.
- Consultare il medico se non si è sicuri di poter utilizzare il prodotto.
- In caso di malessere, di reazioni anomale (ad esempio prurito o infiammazioni fastidiose) o se la pelle diventa particolarmente calda con sensazione di fastidio, interrompere l'uso del prodotto.
- Se la batteria viene utilizzata in modo improprio, può fuoriuscire del liquido: evitarne il contatto. Il liquido che fuoriesce dalle batterie può causare irritazioni o ustioni.
- In caso di contatto del liquido della batteria con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente le zone

interessate con acqua pulita. Consultare eventualmente un medico.

- Non aprire, non gettare nel fuoco e non cortocircuitare le batterie.
- Non tentare di estrarre le batterie dal prodotto. Questo prodotto contiene batterie ricaricabili che non sono sostituibili.
- Non guardare direttamente nella fonte luminosa del prodotto.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, superfici calde, temperature elevate o agenti atmosferici (ad es. pioggia).
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano crepe, rotture o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.

4 Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare

il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Accertarsi che la dotazione sia completa (vedi **fig. A**).
3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

IT

5 Ricarica



- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica. Il tempo di caricamento è di ca. 3 ore.
 - Se la batteria è quasi scarica, il prodotto emette 5 segnali acustici e le luci di controllo lampeggiano rosse prima che il prodotto si spenga automaticamente. Ricaricare il prodotto.
 - Se il prodotto viene riposto per un periodo di tempo prolungato, controllare il livello della batteria e ricaricare regolarmente il prodotto.
 - Durante il tempo di ricarica non si deve utilizzare il prodotto.
1. Rimuovere il controller **5** dal supporto magnetico **4**.
 2. Inserire l'estremità più piccola del cavo di ricarica USB **12** nel connettore di ricarica **9** del controller.
 3. Per effettuare la ricarica, inserire l'altra estremità del cavo di ricarica USB nella porta USB di una fonte di alimentazione USB adatta (non in dotazione) (ad es. un adattatore a muro USB, 5 V DC, 1 A).
 4. Se si usa un adattatore a muro si raccomanda di inserirlo in una presa di rete.
- Durante il caricamento le luci di controllo **7** lampeggiano verdi. Il processo di ricarica è terminato quando le luci di controllo presentano una luce verde fissa.
- Se la tensione della fonte di alimentazione USB è troppo elevata, le luci di controllo lampeggiano velocemente con luce rossa e il processo di ricarica non viene avviato. Si raccomanda di usare una fonte di alimentazione USB adatta.

5. Quando il processo di ricarica è terminato, si raccomanda di estrarre l'adattatore a muro USB dalla presa di rete e di estrarre il cavo di ricarica USB dal connettore di ricarica.
6. Riposizionare il controller sul supporto magnetico.
Assicurarsi che il controller sia posizionato correttamente nel supporto magnetico. Altrimenti il prodotto non funziona.

6 Montaggio

1. Aprire le chiusure a strappo degli elastici **13**.
2. Tirare gli elastici attraverso le aperture piccole **2** (vedi passo 1 in **fig. B**).
3. Chiudere le chiusure a strappo per fissare gli elastici alla maschera viso LED **3** (vedi passo 2 in **fig. B**).

7 Utilizzo

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Usare la modalità con luci a LED blu (modalità F2 e F6) al massimo per 10 minuti per ogni uso e al massimo per 3 usi a settimana. Tutte le altre modalità possono essere usate giornalmente dalla quarta settimana.

7.1 Preparazione

1. Caricare completamente il prodotto e fissare correttamente gli elastici **13** (vedi il capitolo "Ricarica" e "Montaggio").
2. Pulire e asciugare accuratamente il viso. Assicurarsi che non ci siano residui di trucco o sporco, poiché questo potrebbe ridurre la quantità di luce che penetra nella pelle.
3. Sedersi o sdraiarsi e posizionare la maschera viso LED **3** sul proprio viso in modo tale che sia confortevole.
4. Fissare la maschera al viso con le chiusure a strappo sulla fasce per la testa **11**, sulle fasce per il mento **10** e sugli elastici. Gli elastici dovrebbero essere chiusi in alto sulla testa.

7.2 Esecuzione della sessione

1. Per accendere il prodotto tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento **6**.
Quando viene acceso, il prodotto emette un segnale acustico prolungato e le luci di controllo **7** lampeggiano bianche. Le luci a LED **11** si illuminano. La modalità di funzionamento „F1“ è attivata correttamente.
2. Se si vuole, premere ripetutamente il tasto della modalità **8** per selezionare un'altra modalità d'uso (F1–F7).
Quando la modalità di funzionamento viene modificata il prodotto emette un segnale acustico breve.
Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Selezionare la modalità di funzionamento”.
3. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 10 minuti.
È possibile spegnere il prodotto in qualsiasi momento, tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento.
Quando viene spento, il prodotto emette 2 segnali acustici brevi.
4. Dopo il trattamento, rimuovere la maschera e applicare sul viso un siero e/o una crema giorno/notte.
5. Pulire accuratamente il prodotto dopo l'uso (vedere il capitolo "Pulizia").

7.3 Selezionare la modalità di funzionamento

- Premere ripetutamente il tasto della modalità **8** per passare fra le varie modalità d'uso (F1–F7).
- Il timer di funzionamento (10 minuti) si azzerà tutte le volte che si passa a un'altra modalità di funzionamento.
- Descrizione della modalità di funzionamento:

Modalità	LED	Scopo
F1	Rosso	Riduce le linee sottili, stimola la produzione di collagene e migliora la circolazione sanguigna.
F2	Blu	Riduce gli arrossamenti e le imperfezioni dovuti all'acne, donando alla pelle un aspetto più luminoso.

Modalità	LED	Scopo
F3	Ambra	Migliora l'idratazione della pelle, lenisce la pelle secca e sensibile e riduce la pigmentazione e i rossori della pelle.
F4	Vicino infrarosso + vicino infrarosso profondo*	Riduce le rughe, favorisce la produzione di collagene ed elastina e mette in moto la circolazione sanguigna per migliorare il tono e la texture della pelle e renderla più resistente. E favorisce gli strati della pelle oltre il derma.
F5	Rosso + vicino infrarosso + vicino infrarosso profondo (si vede il colore rosso)	Combina i vantaggi di F1 e F4: Per una pelle visibilmente più giovane e soda.
F6	Blu + Rosso + vicino infrarosso + vicino infrarosso profondo (si vede il colore viola)	Combina i vantaggi di F1, F2 e F4: Favorisce l'invecchiamento e riduce rossori e piccole imperfezioni dovuti all'acne per dare alla pelle un aspetto più vitale e luminoso che risplende.
F7	Ambra + Rosso + vicino infrarosso + vicino infrarosso profondo (si vede il colore arancio scuro)	Combina i vantaggi di F1, F3 e F4: Per una pelle lenita, visivamente più giovane e soda e per un incarnato omogeneo.

*In modalità F4 le luci a LED  non lampeggiano perché vicino infrarosso e vicino infrarosso profondo non sono visibili. Tuttavia lampeggiano per mostrare che questa modalità è stata attivata, 3 luci a LED rosse nella maschera: una sulla fronte, una sulla gota sinistra e una sulla gota destra.

8 Piano di applicazione

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Usare la modalità con luci a LED blu (modalità F2 e F6) al massimo per 10 minuti per ogni uso e al massimo per 3 usi a settimana. Tutte le altre modalità possono essere usate giornalmente dalla quarta settimana.

Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, seguire il seguente schema:

Prima settimana	Usare ogni 3 giorni per max. 10 minuti alla volta
Seconda settimana	Usare ogni 2 giorni per max. 10 minuti alla volta
Terza settimana	Usare ogni 2 giorni per max. 10 minuti alla volta
Quarta settimana	Usare ogni giorno per max. 20 minuti alla volta

Quando si manifestano i risultati, regolare la frequenza a una o due volte alla settimana.

9 Pulizia

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di eseguire la pulizia.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non usare detergenti abrasivi, spazzole con

setole metalliche e utensili per la pulizia taglienti o metallici come coltelli, spazzole dure e simili.

- Non pulire con acqua calda.

1. Rimuovere il controller **5** dal supporto magnetico **4**.
2. Per pulire la maschera viso LED **3** si raccomanda di usare un panno umido. quindi asciugarle con un panno asciutto.
3. Dopo la pulizia riposizionare il controller sul supporto magnetico.

IT

10 Conservazione

Prima di riporre il prodotto tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

- Riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.
- Per una migliore protezione, conservare il prodotto nella sua custodia **14**.

11 Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

Problema	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non funziona.	• Assicurarsi che il prodotto sia ricaricato in modo corretto. • Assicurarsi che il prodotto non sia collegato a una fonte di alimentazione USB. Il prodotto non funziona durante la ricarica. • Assicurarsi che il controller 5 sia posizionato correttamente nel supporto magnetico 4.

Problema	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non si ricarica.	- Assicurarsi che il cavo di ricarica USB 12 sia collegato correttamente tra il connettore di ricarica 9 e la fonte di alimentazione USB. - Quando si usa l'adattatore a muro assicurarsi che sia compatibile con il prodotto (5 V DC, 1 A).

12 Dati tecnici

Modello:	FAC08
Potenza nominale in ingresso:	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Tensione di esercizio:	3,7 V
Capacità della batteria ricaricabile:	2000 mAh (litio)
Numero di luci a LED:	120
Grado di protezione:	IPX5
Peso:	315 g
Dimensioni (L × P × H):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Materiale:	Silicone (maschera) PC (telecomando)

13 Smaltimento

13.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

13.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria regione.** In tal modo si garantisce che gli apparecchi

dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici vengono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!



Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Portare il prodotto completo (compresa la batteria) al punto di raccolta e assicurarsi che la batteria sia scarica!

* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Avviso: Se si desidera rimuovere la batteria ricaricabile, avvolgere un panno intorno al controller e rompere l'alloggiamento con un martello. Prestare attenzione a proteggere gli occhi e le mani per evitare eventuali lesioni. Tenere presente che la rimozione della batteria ricaricabile è un'operazione irreversibile.

14 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarla!

I5 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: www.silkn.eu. Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu.

IT

Numero del servizio: +31 (0) 180-330550
E-mail: servizioclientiit@silkn.eu / info@silkn.eu

Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silkn Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silk'n ve Silk'n logosu Silkn Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda
www.silkn.eu – info@silkn.eu

İçindekiler

1	Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları	103
2	Genel bilgiler	103
2.1	Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması	103
2.2	Sembol açıklamaları	103
3	Güvenlik	104
3.1	Amaca uygun kullanım	104
3.2	Güvenlik uyarıları	104
4	Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü	108
5	Şarj etme	108
6	Montaj	109
7	Kullanım	109
7.1	Hazırlık	109
7.2	Bir seansın gerçekleştirilmesi	109
7.3	Çalışma Modlarını Seçme	110
8	Uygulama planı	111
9	Temizleme	112
10	Saklama	112
11	Hata arama	113
12	Teknik bilgiler	113
13	İmha	114
13.1	Ambalajın imhası	114
13.2	Ürünün imhası	114
14	Garanti bilgileri	115
15	Müşteri Hizmetleri	115

I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 Kafa bandı, 2× | 8 Mod tuşu |
| 2 Küçük açıklık, 2× | 9 Şarj bağlantısı |
| 3 LED Yüz Maskesi | 10 Çene bandı, 2× |
| 4 Manyetik tutucu | 11 LED ışıklar |
| 5 Kumanda | 12 USB Şarj Kablosu |
| 6 Açma/Kapama tuşu | 13 Lastik bant, 2× |
| 7 Kontrol lambası, 3× | 14 Saklama torbası |

2 Genel bilgiler

2.1 Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması



Bu kullanım kılavuzu bu LED Face Mask Pro (bundan böyle “ürün” olarak anılacaktır) ürününe aittir. İlk defa çalıştırılması ve kullanımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu

dikkatli bir şekilde okuyun. Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.



UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

NOT!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekanlarda).



Doğru akım.

TR

3 Güvenlik

3.1 Amaca uygun kullanım

Bu ürünün amacı sadece cildinizin parlaklığını, esnekliğini ve dokusunu iyileştirmek ve kırışıklıkları, ince çizgileri ve pigmentasyonu daha az görünür hale getirmektir. Sadece özel kullanıma uygun değildir. Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

3.2 Güvenlik uyarıları

UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü sadece birlikte teslim edilen USB şarj kablosuyla kullanın.
- Ürün, üzerindeki işarete uygun olarak yalnızca ekstra güvenli düşük voltajla çalıştırılmalıdır.
- Ürün hasar almışsa ya da USB şarj kablosu arızalıysa ürünü çalıştırmayın.

- Muhafazayı açmayın, onarımı uzmanına bırakın. Bunun için teknik servise başvurun. Servis dışında yaptırılan onarımlarda yanlış bağlantı veya hatalı kullanma durumunda, sorumluluk ve garanti hakkı ortadan kalkar.
- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun parçalar kullanılabilir. Bu üründe tehlike kaynaklarından korunma bağlamında temel öneme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
- Ürünü veya USB şarj kablosunu suya veya başka sıvılara sokmayın. Sudan uzak tutun.
- Kullanmadığınızda, temizlerken veya bir arıza ortaya çıktığında ürünü daima kapatın. Ürünü şarj etmiyorsanız USB şarj kablosunu daima prizden çıkarın.
- USB şarj kablosuna asla ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazın içine hiçbir cisim sokmayın.
- Ürünün tüm parçalarını açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- USB şarj kablosunu takılıp düşmeye sebep olmayacak şekilde yerleştirin.
- USB şarj kablosunu kablodaki USB güç kaynağından değil, daima kablonun fişinden tutarak çekin.
- USB şarj kablosunu kıvrımayın ve keskin kenarlar üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.

- Ürünü şarj olurken kullanmayın.

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Bu ürün, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe ve ilgili tehlikeleri anlamadıkça kullanılmamalıdır. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukları üründen ve USB şarj kablosundan uzak tutun.
- Ürün hamile kadınlar, çocuklar, epilepsisi olanlar, tiroid hastaları, tiroid ilacı alan kişiler, fotoalerjik kişiler veya fotodermatoz tedavisi için ilaç alan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Ürün cilt hastalıklarında, yara iltihaplanmasında, kaza sonucu ortaya çıkan ve ameliyat sonrası yaralarda kullanılamaz.
- Mavi LED ışıklı modları (F2 ve F6 modları) bir uygulamada en fazla 10 dakika ve haftada en fazla 3 kez kullanın. Diğer tüm modlar dördüncü haftadan itibaren günlük olarak kullanılabilir.
- Ürünü kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz doktorunuza başvurun.
- Kendinizi huzursuz hissediyorsanız, anormal

reaksiyonlar gösteriyorsanız (örn. kaşıntı veya rahatsız edici iltihaplar) veya cildiniz rahatsız edecek şekilde ısınıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın.

- Usulüne uygun kullanılmadığında bataryadan sıvı sızabilir. Bu sıvıyla temastan kaçınin. Pillerden sızan sıvı tahrişe ve kimyasal yanıklara sebep olabilir.
- Pillerden sızan sıvının deri, göz ya da mukozayla teması halinde temas eden bölgeyi derhal temiz suyla yıkayın ve temizleyin. Gerekirse bir doktora başvurun.
- Piller sökölmemeli, kısa devre yapılmamalı ya da ateşe atılmamalıdır.
- Pilini üründen çıkarmaya çalışmayın. Bu ürün değiştirilemeyen piller içerir.
- Ürünün ışık kaynağı bölgesine doğrudan bakmayın.

NOT! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü açık ateşten, sıcak yüzeylerden, yüksek sıcaklıklardan veya hava koşullarının etkilerinden (örn. yağmur) uzak tutun.
- Plastik parçaları kırılmış, çatlamış veya deforme olmuşsa ürünü artık kullanmayın. Hasarlı parçaları yalnızca uygun orijinal yedek parçalarla değiştirin.

4 Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü

NOT! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma sırasında çok dikkatli davranın.

TR

1. Ürünü ambalajından çıkartın.
2. Teslimatın tam olup olmadığını doğrulayın (bkz. **Şekil A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bu durumda teknik servimize başvurun.

5 Şarj etme



- Ürünü ilk kullanımdan önce ve pil seviyesi düştüğünde tamamen şarj edin. Şarj süresi yaklaşık 3 saattir.
 - Düşük pil seviyesinde ürün 5 bip sesi verir ve ürün otomatik olarak kapanmadan önce kontrol lambaları kırmızı yanar. Ürünü şarj edin.
 - Ürün uzun süre muhafaza edilecekse, batarya seviyesi kontrol edilip ürün düzenli olarak şarj edilmelidir.
 - Ürün şarj sırasında kullanılamaz.
1. Kumandayı **5** manyetik tutucudan **4** ayırın.
 2. USB şarj kablosunun **12** küçük ucunu kumandanın şarj bağlantısına **9** takın.
 3. Şarj etmek için, USB şarj kablosunun büyük ucunu uygun bir USB güç kaynağının (dahil değildir) USB bağlantı noktasına takın (örneğin, 5 V DC, 1 A USB duvar adaptörü).
 4. Bir duvar adaptörü kullanıyorsanız lütfen bunu bir elektrik prizine takın.
Kontrol lambaları **7** şarj işlemi süresince yeşil yanıp söner. Kontrol lambaları devamlı olarak yeşil yandığında, şarj işlemi tamamlanmıştır.
USB güç kaynağının gerilimi çok yüksekse kontrol lambaları hızla kırmızı yanar ve şarj işlemi başlatılmaz. Lütfen uygun bir USB güç kaynağı kullanın.

5. Şarj işlemi tamamlandığında USB duvar adaptörünü elektrik prizinden çıkarın ve USB şarj kablосunu şarj bağlantısından ayırın.
6. Kumandayı lütfen yeniden manyetik tutucuya takın.
Kumandanın manyetik tutucuya düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Aksi halde ürün işlev görmez.

6 Montaj

1. Lastik bantların **13** cırt cırtlarını açın.
2. Lastik bantları küçük açıklıklardan **2** dışarı doğru çekin (bkz. **Şekil B**, adım 1).
3. LED Yüz maskesindeki **3** lastik bantları sabitlemek için cırt cırtları kapatın (bkz. **Şekil B**, adım 2).

7 Kullanım

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Mavi LED ışıklı modları (F2 ve F6 modları) bir uygulamada en fazla 10 dakika ve haftada en fazla 3 kez kullanın. Diğer tüm modlar dördüncü haftadan itibaren günlük olarak kullanılabilir.

7.1 Hazırlık

1. Ürünü tam olarak şarj edin ve lastik bantları **13** takın (bkz. Bölüm "Şarj etme" ve "Montaj").
2. Yüzünüzü iyice yıkayın ve kurulaşın. Cilde nüfuz eden ışık miktarını azaltabileceğinden, yüzünüzde hiç makyaj ya da kir kalıntısı kalmamasına dikkat edin.
3. Oturun veya uzanın ve rahat hissedeceğiniz şekilde LED Yüz Maskesini **3** yüzünüze yerleştirin.
4. Maskeyi kafa bantlarıyla **1**, çene bantlarıyla **10** ve lastik bantlarla yüzünüze sabitleyin. Lastik bantlar başınızın üstünden kapatılmalıdır.

7.2 Bir seansın gerçekleştirilmesi

1. Ürünü çalıştırmak için Açma/Kapama tuşunu **6** basılı tutun. Ürün açıldığında uzun bir bip sesi çıkarır ve kontrol lambaları **7** beyaz ışık verir.

LED ışıkları **11** yanar. Çalışma modu „F1“ varsayılan olarak aktive olur.

2. Dilerseniz, başka bir çalışma modunu seçmek için (F1–F7) yeniden mod tuşuna **8** basın.
Çalışma modu değiştirildiğinde ürün kısa bir bip sesi çıkarır.
Daha fazla bilgi için "Çalışma Modlarını Seçme" bölümüne bakın.
3. Ürün 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Ancak Açma/Kapama tuşuna basıp, basılı tutarak da ürünü istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.
Ürün kapatıldığında 2 kısa bip sesi çıkarır.
4. İşlemden sonra maskeyi çıkarın ve yüzünüze serum ve/veya gündüz/gece kremi uygulayın.
5. Her kullanımdan sonra ürünü temizleyin ("Temizleme" bölümüne bakın).

7.3 Çalışma Modlarını Seçme

- Çalışma modları arasında geçiş yapmak için (F1–F7) mod tuşuna **8** tekrar tekrar basın.
- Çalıştırma zamanlayıcı (10 dakika) başka bir çalışma moduna geçildiğinde daima sıfırlanır.
- Çalışma modlarının açıklaması:

Mod	LED	En uygun olduğu alanlar
F1	Kırmızı	İnce çizgileri azaltır, kolajen oluşumunu uyarır ve kan dolaşımını iyileştirir.
F2	Mavi	Akneye bağlı kızarıklık ve lekeleri azaltır, daha aydınlık bir cilt sağlar.
F3	Kehribar	Cildin nemliliğini iyileştirir, kuru ve hassas cildi yatıştırır, pigmentasyon ve cilt kızarıklıklarını azaltır.
F4	Yakın kızılötesi + derin yakın kızılötesi*	Kırışıklıkları azaltır, kolajen ve elastin üretimini destekler ve kan dolaşımını uyarır, böylelikle cildin tonu ve dokusu iyileşir ve dayanıklılığı artar. Ve dermis boyunca tüm deri katmanlarını destekler.

Mod	LED	En uygun olduğu alanlar
F5	Kırmızı + yakın kızılötesi + derin yakın kızılötesi (kırmızı bir renk görülür)	F1 ve F4 modlarının faydalarını bir araya getirir: Daha genç görünen ve daha sıkı bir cilt için.
F6	Mavi + Kırmızı + yakın kızılötesi + derin yakın kızılötesi (mor bir renk görülür)	F1, F2 ve F4 modlarının faydalarını bir araya getirir: Yaşlanmaya karşı etkileri destekler ve akne kaynaklı kızarıklıklarla küçük cilt kusurlarını azaltır, böylece cilt daha canlı ve pürüzsüz görünür ve daha çok parlaklık kazanır.
F7	Kehribar + Kırmızı + yakın kızılötesi + derin yakın kızılötesi (koyu turuncu bir renk görülür)	F1, F3 ve F4 modlarının faydalarını bir araya getirir: Daha sakinleşmiş, daha genç görünen ve daha sıkı bir cilt ile eşit bir cilt tonu için.

*F4 modunda LED ışıklar **II** yanmaz, bunun nedeni yakın kızılötesi ve derin yakın kızılötesinin görünmez olmasıdır. Yine de bu modun etkinleştirildiğini göstermek için maskedeki 3 kırmızı LED ışığı yanar: alın üzerinde bir tane, sol yanakta bir tane ve sağ yanakta bir tane.

8 Uygulama planı

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Mavi LED ışıklı modları (F2 ve F6 modları) bir uygulamada en fazla 10 dakika ve haftada en fazla 3 kez kullanın. Diğer tüm modlar dördüncü haftadan itibaren günlük olarak kullanılabilir.

Ürünü ilk kez kullanırken aşağıdaki zaman planını takip edin:

Birinci hafta	Her 3 günde bir kere her defasında maks. 10 dakika kullanın
İkinci hafta	Her 2 günde bir kere her defasında maks. 10 dakika kullanın

Üçüncü hafta	Her 2 günde bir kere her defasında maks. 10 dakika kullanın
Dördüncü hafta	Günde bir kez ve her seferinde en fazla 20 dakika kullanın

Sonuçlar görüldüğünde sıklığı haftada bir veya iki kere uyarlayın.

9 Temizleme

UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ! TR

- Ürünü temizlemeden önce her zaman elektrik kaynağından ayırın.

NOT! HASAR TEHLİKESİ!

- Aşındırıcı temizleyiciler, metal fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.
 - Temizlik için sıcak su kullanmayın.
1. Kumandayı 5 manyetik tutucudan 4 ayırın.
 2. LED yüz maskesini 3 silmek için lütfen nemli bir bez kullanın. Maskeleri daha sonra kuru bir bezle kurulayın.
 3. Kumandayı temizlikten sonra lütfen yeniden manyetik tutucuya takın.

10 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır.

- Ürünü sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- Ürünü mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmek için saklama torbasında 14 muhafaza edin.

II Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün çalışmıyor.	• Ürünün gerektiği gibi şarj edildiğinden emin olun. • Ürünün bir USB elektrik kaynağı ile bağlı olmadığından emin olun. Ürün şarj esnasında çalışmaz. • Kumandanın 5 manyetik tutucuya 4 düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Ürün şarj olmuyor.	• USB şarj kablosunun 12 şarj bağlantısı 9 ile USB güç kaynağı arasında güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. • Şarj etmek için bir USB duvar adaptörü kullanıyorsanız lütfen bunun ürünle uygunluğundan (5 V DC I A) emin olun.

12 Teknik bilgiler

Model:	FAC08
Nominal güç girişi:	5 V === I A
Çalışma gerilimi:	3,7 V
Batarya kapasitesi:	2.000 mAh (Lityum)
LED ışıkların sayısı:	120
Koruma türü:	IPX5
Ağırlık:	315 g
Ölçüler (U × G × D):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Malzeme:	Silikon (Maske) PC (Uzaktan kumanda)

13 İmha

13.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

13.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların kurallara



uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

Bataryalar ve piller evsel atıklarla birlikte imha edilemez!



Son kullanıcı olarak, tehlikeli maddeler* içersin ya da içermesin, tüm batarya ve pilleri çevre dostu bir şekilde imha veya bertaraf edilebilmeleri için belediyenin/ilçenin toplama merkezine teslim etmekten yasal olarak sorumlusunuz.

Bataryalar dahil eksiksiz ürünü toplama merkezinize götürün ve bataryaların boşaltıldığından emin olun!

* şöyle belirtilir: Cd = Kadmiyum, Hg = Cıva, Pb = Kurşun

Not: Bataryayı çıkarmak istediğinizde kumandanın etrafına bir bez sarın ve gövdeyi bir çekiçle vurarak parçalayın. Yaralanmalar olmasını önlemek için gözlerinizin ve ellerinizin korunmuş olduğundan emin olun. Bataryayı çıkarmanın geri dönüşü olmayan bir işlem olduğunu unutmayın.

14 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

TR 15 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: www.silkn.eu. Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak www.silkn.eu adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31(0)180-330550

E-posta: info@silkn.eu

Aviso legal

A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

PT

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silkn Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silkn Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registadas da Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Índice

1	Volume de fornecimento/peças do aparelho	118
2	Informações gerais	118
2.1	Ler e guardar o manual de instruções	118
2.2	Explicação dos símbolos	118
3	Segurança	119
3.1	Utilização prevista	119
3.2	Indicações de segurança	119
4	Verificar o produto e o volume de fornecimento	123
5	Carregamento	124
6	Montagem	125
7	Operação	125
7.1	Preparação	125
7.2	Realizar uma sessão	126
7.3	Seleção dos modos de funcionamento	126
8	Plano de aplicação	128
9	Limpeza	128
10	Armazenamento	129
11	Resolução de problemas	129
12	Dados técnicos	130
13	Eliminação	130
13.1	Eliminação da embalagem	130
13.2	Eliminar o produto	131
14	Informações sobre a garantia	132
15	Serviço de assistência ao cliente	132

I Volume de fornecimento/peças do aparelho

- | | | | |
|---|-------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Fita para a cabeça, 2× | 8 | Botão de modo |
| 2 | Abertura pequena, 2× | 9 | Conexão de carregamento |
| 3 | Máscara facial LED | 10 | Correia para o queixo, 2× |
| 4 | Suporte magnético | 11 | Luzes LED |
| 5 | Controlador | 12 | Cabo de carregamento USB |
| 6 | Botão de ligar/desligar | 13 | Elásticos, 2× |
| 7 | Luzes indicadoras, 3× | 14 | Saco de armazenamento |

PT

2 Informações gerais

2.1 Ler e guardar o manual de instruções



Este manual de instruções faz parte desta LED Face Mask Pro (a seguir denominado "Produto"). Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e a utilização.

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto. Isto aplica-se, em particular, às indicações de segurança. O não-cumprimento deste manual de instruções pode resultar em ferimentos ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia e no Reino Unido. Devem ser observadas as diretivas e leis específicas de cada país no estrangeiro. Guarde o manual de instruções para utilização posterior. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras-sinal são utilizados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.



AVISO!

Este símbolo do sinal/palavra-sinal indica um perigo com um nível de risco médio que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

NOTA!

Esta palavra-sinal alerta para possíveis danos materiais.



Este símbolo-sinal fornece informações adicionais úteis sobre o manuseio e a utilização.



Leia o manual de instruções.



Declaração de Conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em áreas interiores secas).



Corrente contínua.

PT

3 Segurança

3.1 Utilização prevista

O único objetivo do produto é melhorar a luminosidade, a elasticidade e a textura da pele e tornar as rugas, as rímulas e a pigmentação menos visíveis. Destina-se apenas a uso privado e não é apropriado para uso comercial. O produto só deve ser utilizado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e pode resultar em danos materiais ou danos pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por utilização incorreta ou imprópria.

3.2 Indicações de segurança



AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Utilizar o produto apenas com o cabo de carregamento USB fornecido.
- O produto só pode ser operado com uma tensão extra-baixa de segurança, de acordo com a marcação no produto.

- Se forem detetados danos no produto ou o cabo de carregamento USB estiver danificado, não coloque o produto em funcionamento.
- Não abrir a caixa, mas deixe a reparação a cargo de especialistas. Para tal, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente. A responsabilidade e os direitos de garantia estão excluídos no caso de reparações efetuadas de forma independente, ligação incorreta ou operação incorreta.
- Para as reparações só devem ser utilizadas peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.
- Não mergulhe o produto ou o cabo de carregamento USB em água ou noutros líquidos. Mantenha-os afastados da água.
- Desligue o produto sempre que não estiver a ser utilizado, quando não estiver a carregar o produto. Retire sempre o cabo de carregamento USB quando não estiver a carregar o produto.
- Nunca toque no cabo de carregamento USB com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não insira objetos na caixa.
- Manter todas as peças do produto afastadas de chamas e superfícies quentes.

- Coloque o cabo de carregamento USB de forma a não constituir um perigo de tropeçar.
- Não puxe o cabo de carregamento USB para fora da fonte de alimentação USB pelo cabo, mas segure sempre a ficha do cabo.
- Não dobre o cabo de carregamento USB e não o coloque sobre bordas afiadas.
- Utilize o produto apenas em espaços interiores.
- Não utilize o produto enquanto estiver a carregar.

AVISO! PERIGO DE LESÃO!

- Este produto não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do produto de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças.
- Mantenha as crianças afastadas do produto e do cabo de carregamento USB.
- O produto não deve ser utilizado por mulheres grávidas, crianças, pessoas com

epilepsia, pessoas com problemas de tiróide, pessoas que tomam medicamentos para a tiróide, pessoas fotoalérgicas ou pessoas que tomam medicamentos para tratar uma alergia à luz.

- O produto não pode ser utilizado em caso de doenças de pele, supuração, feridas relacionadas com acidentes e feridas pós-operatórias.
- Utilizar os modos com as luzes LED azuis (modos F2 e F6) durante um máximo de 10 minutos por aplicação e um máximo de 3 aplicações por semana. Todos os outros modos podem ser utilizados diariamente a partir da quarta semana.
- Consulte o seu médico se não tiver a certeza de que pode utilizar o produto.
- Se sentir desconforto, se tiver reações anormais (por exemplo, comichão ou inflamação desagradável) ou se a sua pele ficar desconfortavelmente quente, pare de utilizar o produto imediatamente.
- Em caso de utilização incorreta, pode escapar líquido da bateria – evite o contacto com o mesmo. O líquido vazado da bateria pode causar irritações ou queimaduras.
- Em caso de contacto da pele, olhos ou mucosas com o líquido das pilhas, lavar e enxaguar as áreas afetadas imediatamente

com água limpa. Se necessário, consulte um médico.

- Não desmontar, curto-circuitar ou incinerar as pilhas.
- Não tente retirar a bateria do produto. Este produto contém baterias que não são substituíveis.
- Não olhar diretamente para a zona da fonte de luz do produto.

PT

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Manter o produto afastado de chamas, superfícies quentes, temperaturas elevadas ou dos efeitos das condições climatéricas (por exemplo, chuva).
- Não utilizar o produto se as peças de plástico estiverem rachadas, partidas ou deformadas. Substituir as peças danificadas apenas por peças sobresselentes originais correspondentes.

4 Verificar o produto e o volume de fornecimento

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir a embalagem.

1. Retirar o produto da embalagem.
2. Verifique se o volume de fornecimento está completo (ver **fig. A**).
3. Verificar se o produto ou as peças individuais estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser utilizado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

5 Carregamento



- Carregue completamente o produto antes da primeira utilização do produto e se o nível de carga da bateria for baixo. O tempo de carregamento é de aproximadamente 3 horas.
 - Em caso de bateria fraca, o produto emite 5 sinais sonoros e as luzes indicadoras acendem-se a vermelho antes de o produto se desligar automaticamente. Carregue o produto.
 - Se armazenar o produto durante um período longo, é necessário verificar o nível da bateria e carregar regularmente o produto.
 - O produto não pode ser utilizado durante o carregamento.
1. Retirar o controlador **5** do suporte magnético **4**.
 2. Insira a extremidade mais pequena do cabo de carregamento USB **12** à conexão de carregamento **9** do controlador.
 3. Para carregar, insira a extremidade maior do cabo de carregamento USB na porta USB de uma fonte de alimentação USB adequada (não incluída) (por exemplo, um adaptador de parede USB, 5 V CC, 1 A).
 4. Se for utilizado um adaptador de parede, deve ser ligado a uma tomada elétrica.

As luzes indicadoras **7** piscam a verde durante o processo de carregamento. O processo de carregamento está concluído, quando as luzes indicadoras estiverem continuamente iluminadas a verde.

Se a tensão da fonte de alimentação USB for demasiado elevada, as luzes indicadoras acendem-se rapidamente a vermelho e o processo de carregamento não se inicia. Utilize uma fonte de alimentação USB adequada.
 5. Quando o processo de carregamento estiver concluído, desligue o adaptador de parede USB da tomada elétrica e

desligue o cabo de carregamento USB da conexão de carregamento.

6. Volte a colocar o controlador no suporte magnético. Certifique-se de que o controlador está corretamente posicionado no suporte magnético. Caso contrário, o produto não funcionará.

6 Montagem

1. Abra os fechos de velcro nas elásticos 13.
2. Puxar os elásticos através das aberturas pequenas 2 (ver passo 1 na **fig. B**).
3. Feche os fechos de velcro para prender os elásticos à máscara facial LED 3 (ver passo 2 na **fig. B**).

PT

7 Operação

AVISO! PERIGO DE LESÃO!

- Utilizar os modos com as luzes LED azuis (modos F2 e F6) durante um máximo de 10 minutos por aplicação e um máximo de 3 aplicações por semana. Todos os outros modos podem ser utilizados diariamente a partir da quarta semana.

7.1 Preparação

1. Carregue totalmente o produto e prenda os elásticos 13 (ver capítulo “Carregamento” e “Montagem”).
2. Limpe e seque totalmente o seu rosto. Certifique-se de que não tem maquilhagem ou sujidade, pois isso pode reduzir a quantidade de luz que penetra na pele.
3. Sente-se ou deite-se e coloque a máscara facial LED 3 no seu rosto de forma a ficar confortável.
4. Fixe a máscara ao rosto utilizando os fechos de velcro nas fitas para a cabeça 1, nas correias para o queixo 10 e nos elásticos. Os elásticos devem ser fechados no cimo da cabeça.

7.2 Realizar uma sessão

1. Mantenha o botão de ligar/desligar **6** pressionada, para ligar o produto.
O produto emite um sinal sonoro quando é ligado e as luzes indicadoras **7** acendem-se a branco.
As luzes LED **11** acendem-se. O modo de funcionamento “F1” está ativado por defeito.
2. Se desejar, pressione o botão de modo **8** repetidamente, para selecionar um modo de funcionamento diferente (F1–F7).
O produto emite um breve sinal sonoro quando o modo de funcionamento é alterado.
Para mais informações, consulte o capítulo “Seleção dos modos de funcionamento”.
3. O produto desliga-se automaticamente após 10 minutos.
No entanto, também pode pressionar e manter pressionado o botão de ligar/desligar para desligar o produto em qualquer altura.
O produto emite 2 sinais sonoros curtos quando é desligado.
4. Após a sessão, retire a máscara e aplique um sérum e/ou um creme de dia/noite no seu rosto.
5. Limpar bem o produto após a utilização (ver capítulo “Limpeza”).

7.3 Seleção dos modos de funcionamento

- Pressionar repetidamente o botão de modo **8** para percorrer os modos de funcionamento (F1–F7).
- O temporizador de funcionamento (10 minutos) é sempre reposto, quando se muda para outro modo de funcionamento.
- Descrição dos modos de funcionamento:

Modo	LED	Ideal para
F1	Vermelho	Reduz as rídulal, estimula a produção de colagénio e melhora a circulação sanguínea.
F2	Azul	Reduz a vermelhidão e as impurezas resultantes do acne, tornando a textura da pele mais clara.

Modo	LED	Ideal para
F3	Âmbar	Melhora a hidratação da pele, acalma a pele seca e sensível e reduz a pigmentação e a vermelhidão.
F4	Infravermelhos próximos + infravermelhos próximos profundos*	Reduz as rugas, promove a produção de colagénio e elastina e estimula a circulação sanguínea para melhorar o tom e a textura da pele e torná-la mais resistente. E estimula as camadas da pele para além da derme.
F5	Vermelho + infravermelhos próximos + infravermelhos próximos profundos (é possível ver uma cor vermelha)	Combina os benefícios de F1 e F4: Para uma pele com um aspeto mais jovem e firme.
F6	Azul + vermelho + infravermelhos próximos + infravermelhos próximos profundos (é possível ver uma cor violeta)	Combina os benefícios de F1, F2 e F4: Favorece o anti-envelhecimento e reduz a vermelhidão provocada pelo acne e as pequenas imperfeições, conferindo à pele um aspeto mais vivo, mais claro e mais luminoso.
F7	Âmbar + vermelho + infravermelhos próximos + infravermelhos próximos profundos (é possível ver um laranja escuro)	Combina os benefícios de F1, F3 e F4: Para uma pele mais suave, mais jovem e mais firme e um tom de pele mais uniforme.

*No modo F4, as luzes LED  não se acendem porque os infravermelhos próximos e os infravermelhos próximos profundos são invisíveis. No entanto, para indicar que este modo foi ativado, acendem-se 3 luzes LED vermelhas na máscara: uma na testa, uma na bochecha esquerda e uma na bochecha direita.

8 Plano de aplicação

AVISO! PERIGO DE LESÃO!

- Utilizar os modos com as luzes LED azuis (modos F2 e F6) durante um máximo de 10 minutos por aplicação e um máximo de 3 aplicações por semana. Todos os outros modos podem ser utilizados diariamente a partir da quarta semana.

PT

Siga este plano quando utilizar o produto pela primeira vez:

Primeira semana	Utilizar uma vez a cada 3 dias durante 10 minutos de cada vez, no máximo
Segunda semana	Utilizar uma vez a cada 2 dias durante 10 minutos de cada vez, no máximo
Terceira semana	Utilizar uma vez a cada 2 dias durante 10 minutos de cada vez, no máximo
Quarta semana	Utilizar uma vez por dia durante 20 minutos de cada vez, no máximo

Assim que começar a ver resultados, ajuste a frequência para uma ou duas vezes por semana.

9 Limpeza

AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes de o limpar.

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas metálicas ou utensílios

de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e semelhantes.

- Não utilize água quente para limpar.

1. Retirar o controlador **5** do suporte magnético **4**.
2. Para limpar a máscara facial LED **3** utilize um pano húmido. Depois, seque-a completamente com um pano seco.
3. Após a limpeza, volte a colocar o controlador no suporte magnético.

PT 10 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento.

- Armazenar o produto num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.
- Armazenar o produto de forma que seja inacessível para crianças.
- Guardar o produto no saco de armazenamento **14** para o proteger o mais possível.

11 Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenas avarias que podem ser corrigidas pelo próprio utilizador. Siga as instruções na tabela seguinte. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

Avaria	Possível causa e solução
O produto não funciona.	• Certifique-se de que o produto esteja corretamente carregado. • Certifique-se de que o produto não está ligado à fonte de alimentação USB. O produto não funciona durante o carregamento. • Certifique-se de que o controlador 5 está corretamente posicionado no suporte magnético 4.

Avaria	Possível causa e solução
Não é possível carregar o produto.	- Certifique-se de que o cabo de carregamento USB 12 está corretamente ligado entre a conexão de carregamento 9 e a fonte de alimentação USB. - Se utilizar um adaptador de parede USB para carregar, certifique-se de que é compatível com o produto (5 V CC, 1 A).

12 Dados técnicos

Modelo:	FAC08
Potência nominal de entrada:	5 V === 1 A
Tensão operacional:	3,7 V
Capacidade da bateria:	2.000 mAh (lítio)
Número de luzes LED:	120
Tipo de proteção:	IPX5
Peso:	315 g
Dimensões (C × L × P):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Material:	Silicone (máscara) PC (controlo remoto)

PT

13 Eliminação

13.1 Eliminação da embalagem



Eliminar as embalagens de acordo com o tipo. Colocar o cartão e o papelão no caixote do lixo e a película no caixote da reciclagem.

13.2 Eliminar o produto

(Aplicável na União Europeia e noutros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



Os aparelhos antigos não devem ser eliminados com o lixo doméstico!

Se o produto já não puder mais ser utilizado, **elimine-o de acordo com os regulamentos aplicáveis no seu estado ou país.** Desta forma, garante-se

que os aparelhos antigos são devidamente reciclados e evitam-se efeitos negativos no ambiente. É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui apresentado.

PT

As baterias e pilhas usadas não devem ser eliminadas no lixo doméstico!



Na qualidade de consumidor final, tem a obrigação legal de entregar todas as pilhas e baterias – independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas* – num ponto de recolha município/distrito ou a um retalhista, para que estas possam ser

eliminadas de modo ambientalmente correto.

Entregue o produto completo (incluindo a bateria) no ponto de recolha da sua zona e certifique-se de que a bateria está descarregada!

* identificado com: Cd = Cádmio, Hg = Mercúrio, Pb = Chumbo

Nota: Se quiser retirar a bateria, enrole uma toalha à volta do controlador e esmague a caixa com um martelo. Certifique-se de que os seus olhos e mãos estão protegidos, para evitar ferimentos. Tenha em atenção que a remoção da bateria não pode ser revertida.

I4 Informações sobre a garantia

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

I5 Serviço de assistência ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: www.silkn.eu. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em www.silkn.eu como PDF.

Número de serviço: +31(0)180-330550

Email: info@silkn.eu

Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

DA

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

Silkn Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silkn Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Indholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatdele	135
2	Generelt	135
2.1	Læs og opbevar brugsanvisningen	135
2.2	Symbolforklaring	135
3	Sikkerhed	136
3.1	Forskriftsmæssig brug	136
3.2	Sikkerhedsoplysninger	136
4	Kontroller produkt og indhold	140
5	Opladning	140
6	Samling	141
7	Betjening	141
7.1	Forberedelse	142
7.2	Gennemførelse af behandlingen	142
7.3	Valg af driftstilstand	142
8	Anvendelsesplan	144
9	Rengøring	144
10	Opbevaring	145
11	Fejlfinding	145
12	Tekniske data	146
13	Bortskaffelse	146
13.1	Bortskaf emballage	146
13.2	Bortskaf produkt	146
14	Garantiinformationer	147
15	Kundeservice	147

I Leveringsomfang/apparatdele

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 Hovedbånd, 2× | 8 Funktionstast |
| 2 Små åbning, 2× | 9 Opladertilslutning |
| 3 LED-ansigtsmaske | 10 Hagerem, 2× |
| 4 Magnetholder | 11 LED-lamper |
| 5 Controller | 12 USB-kabel |
| 6 Tænd-/Sluk-tast | 13 Elastikbånd, 2× |
| 7 Kontrollampe, 3× | 14 Opbevaringspose |

DA

2 Generelt

2.1 Læs og opbevar brugsanvisningen



Denne betjeningsvejledning hører til denne LED Face Mask Pro (i det følgende benævnt „produkt“). Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagningen og brugen.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for sikkerhedsoplysningerne. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU og Storbritannien. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer om håndteringen og brugen.



Læs brugsanvisningen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnet til brug i hjemmet (i tørre indendørsrum).



Jævnstrøm.

DA

3 Sikkerhed

3.1 Forskriftsmæssig brug

Dette produkt tjener udelukkende til at forbedre din huds glans, elasticitet og tekstur, og reducere rynker, fine linjer og pigmentering. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse. Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskafer. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

3.2 Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Brug kun produktet med det medfølgende USB-kabel.
- Produktet må kun bruges med sikkerhedslavspænding jævnfør mærkningen på produktet.

- Tag ikke produktet i brug, hvis det er beskadiget eller hvis USB-kablet er defekt.
- Åbn ikke kabinettet, men overlad reparationen til fagfolk. Henvend dig i den forbindelse til kundeservice. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening bortfalder hæftelses- og garantikrav.
- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette produkt findes der elektriske og metalliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Produktet og USB-kablet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Hold dem væk fra vand.
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når det rengøres, eller hvis der er opstået en fejl. Frakobl altid USB-kablet, når du ikke oplader produktet.
- Rør aldrig ved USB-kablet med våde eller fugtige hænder.
- Stik ikke nogen genstande ind i kabinettet.
- Hold alle produktets dele væk fra åben ild og varme overflader.
- Placér USB-kablet således, at man ikke kan falde over det.
- Træk ikke USB-kablet ud af USB-strømkilden

ved at trække i kablet, tag derimod altid fat om kablets stik.

- USB-kablet må ikke bøjes sammen og placeres over skarpe kanter.
- Anvend kun produktet indendørs.
- Anvend ikke produktet under opladning.

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Dette produkt må ikke anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber, eller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller er undervist i sikker brug af produktet og forstår de farer, der er forbundet med anvendelsen. Børn må ikke lege med produktet. Rengøringen og brugerens vedligeholdelse må ikke foretages af børn.
- Hold børn væk fra produktet og USB-kablet.
- Produktet må ikke bruges af gravide kvinder, børn, personer med epilepsi, skjoldbruskkirtelpatienter, personer, der tager skjoldbruskkirtelmedicin, personer, der er fotoallergiske, eller personer, der tager medicin til behandling af lysallergi.
- Produktet må ikke anvendes ved hudsygdomme, sårsuppuration, sår opstået grundet ulykker, samt postoperative sår.

DA

- Brug kun tilstanden med de blå LED-lamper (Modi F2 og F6) maksimalt i 10 minutter pr. gang og maksimalt 3 gange om ugen. Alle andre tilstande kan anvendes dagligt efter fire uger.
- Kontakt din læge, hvis du ikke er sikker på, om du kan bruge produktet.
- Hvis du føler dig utilpas, hvis du får unormale reaktioner (f.eks. kløe eller ubehagelig betændelse), eller hvis din hud bliver ubehageligt varm, skal du stoppe med at bruge produktet med det samme.
- Ved utilsigtet brug kan der sive væske ud af batteriet – undgå kontakt med den. Væske, der siver ud af batterier, kan medføre irritationer eller ætsninger.
- Hvis hud, øjne eller slimhinder kommer i kontakt med batterivæske, så vask og skyl straks de berørte steder med rent vand. Kontakt eventuelt en læge.
- Batterier må ikke ødelægges, kortsluttes eller smides ind i åben ild.
- Forsøg ikke at tage batteriet ud af produktet. Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Kik ikke direkte ind i produktets lyskildeområde.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hold produktet væk fra åben ild, varme overflader, høje temperaturer og påvirkning fra vejret (fx regn).
- Anvend ikke længere produktet, hvis plastdelene er revnet, knækket eller deforme. Erstat beskadigede dele kun med tilsvarende originale reservedele.

4 Kontroller produkt og indhold

DA

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
3. Kontrollér, om produktet eller enkeltdelene er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet. Henvend dig til vores kundeservice.

5 Opladning



- Oplad produktet fuldstændigt før første ibrugtagning og ved svagt batteri. Ladetiden er ca. 3 timer.
- Ved svag batteriydelse afgiver produktet 5 bip-toner, og kontrollamperne lyser rødt, inden produktet slukker automatisk. Oplad produktet.
- Hvis produktet opbevares i længere tid, skal batteriniveauet kontrolleres, og produktet oplades regelmæssigt.
- Produktet kan ikke bruges under opladningen.

1. Tag controlleren **5** af magnetholderen **4**.
2. Sæt den lille ende af USB-kablet **12** i opladertilslutningen **9** på controlleren.
3. For at lade op stikkes den store ende af USB-kablet ind i USB-tilslutningen på en egnet USB-strømkilde (medfølger ikke) (f.eks. en USB-vægadapter, 5 V DC, 1 A).
4. Ved anvendelse af en vægadapter skal denne sættes i en stikdåse.

Kontrollampen **7** blinker grønt under opladningen.

Opladningen er afsluttet, når kontrollampen lyser grønt kontinuerligt.

Hvis spændingen i USB-strømkilden er for høj, lyser

kontrollampen hurtigt rødt og opladningen startes ikke. Brug en egnet USB-strømkilde.

5. Når opladningen er afsluttet, skal du fjerne USB-vægadapteren fra stikdåsen, og USB-kablet fjernes fra opladertilslutningen.
6. Sæt controlleren på magnetholderen igen.
Sørg for, at controlleren er placeret korrekt på magnetholderen. Ellers fungerer produktet ikke.

6 Samling

1. Åbn velcrolukningerne ved elastikbåndene **13**.
2. Træk elastikbåndene gennem de små åbninger **2** (se trin 1 i **ill. B**).
3. Luk velcrolukningerne for at fastgøre elastikbåndene til LED-ansigtsmasken **3** (se trin 2 i **ill. B**).

7 Betjening

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Brug kun tilstanden med de blå LED-lamper (Modi F2 og F6) maksimalt i 10 minutter pr. gang og maksimalt 3 gange om ugen. Alle andre tilstande kan anvendes dagligt efter fire uger.

7.1 Forberedelse

1. Oplad produktet helt, og fastgør elastikbåndene **13** korrekt (se kapitlerne „Opladning“ og „Samling“).
2. Rens og tør dit ansigt grundigt. Sørg for, at der ikke er spor af makeup eller snavs, da det kan reducere mængden af det lys, der trænger ind i huden.
3. Sæt dig, eller læg dig, og placer LED-ansigtsmasken **3** på dit ansigt, så det føles bekvemt.
4. Sæt masken med velcrolukningen på hovedbåndet **1**, hageremmen **10** og elastikkerne fast på dit ansigt. Elastikkerne skal være lukket øverst på hovedet.

7.2 Gennemførelse af behandlingen

1. Tryk og hold Tænd/Sluk-tasten **6** nede for at tænde for produktet.
Når produktet er tændt, udsender det en bip-tone, og kontrollampen **7** lyser hvidt.
LED-lamperne **11** tænder. Driftstilstanden "F1" er aktiveret som standard.
2. Hvis du ønsker det, kan du trykke gentagne gange på funktions-tasten **8** for at vælge en anden driftstilstand (F1–F7).
Hvis driftstilstanden ændres, udsender produktet en kort bip-tone.
Se yderligere informationer i kapitlet "Valg af driftstilstand".
3. Produktet slukker automatisk efter 10 minutter.
Men du kan også slukke for produktet når som helst ved at trykke på Tænd/Sluk-tasten og holde den nede.
Når man slukker for produktet, udsender det 2 korte bip-toner.
4. Efter anvendelse skal du fjerne masken og påføre en serum og/eller dag/natcreme på dit ansigt.
5. Rengør produktet grundigt efter brug (se kapitel „Rengøring“).

7.3 Valg af driftstilstand

- Tryk på funktionstasten **8** igen, for at skifte mellem driftstilstandene (F1–F7).
- Drifts-timeren (10 minutter) bliver altid nulstillet, når du skifter til en anden driftstilstand.

- Beskrivelse af driftstilstandene:

Tilstand	LED	Bedst egnet til
F1	Rød	Reducerer fine linjer, stimulerer kollagenproduktionen og forbedrer blodcirkulationen.
F2	Blå	Reducerer røde pletter og urenheder, der er forårsaget af akne, og giver en mere klar hud.
F3	Rav	Forbedrer hudens fugtighed, beroliger tør og følsom hud og reducerer pigmenteringen og rødmen.
F4	Nærinfrarød + dyb nærinfrarød*	Reducerer rynker, fremmer kollagen- og elastinproduktion og sætter gang i blodcirkulationen for at forbedre hudens tone og tekstur og dermed gøre den mere modstandsdygtig. Og det optimerer hudlagene ud over dermis.
F5	Rød + nærinfrarød + dyb nærinfrarød (man ser en rød farve)	Kombinerer fordelene ved F1 og F4: For at give huden et yngre udseende og en strammere hud.
F6	Blå + rød + nærinfrarød + dyb nærinfrarød (man ser en violet farve)	Kombinerer fordelene ved F1, F2 og F4: Fremmer anti-aging og reducerer aknebetinget rødmen og små ufuldkommenheder, så huden ser mere vital og klar ud og stråler mere.
F7	Rav + rød + nærinfrarød + dyb nærinfrarød (man ser en mørk orange farve)	Kombinerer fordelene ved F1, F3 og F4: For en mere beroliget, yngre udsende og strammere hud og en mere ensartet hudfarve.

*I tilstanden F4 lyser LED-lamperne  ikke, fordi nærinfrarød og dyb infrarød er usynlige. Dog lyser 3 røde LED-lamper i masken for at vise, at denne tilstand blev aktiveret: en på panden, en på den venstre kind og en på den højre kind.

8 Anvendelsesplan

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Brug kun tilstanden med de blå LED-lamper (Modi F2 og F6) maksimalt i 10 minutter pr. gang og maksimalt 3 gange om ugen. Alle andre tilstande kan anvendes dagligt efter fire uger.

Når du bruger produktet for første gang, skal du følge nedenstående tidsplan:

Første uge	Bruges én gang hver 3. dag i maksimalt 10 minutter pr. gang
Anden uge	Bruges én gang hver 2. dag i maksimalt 10 minutter pr. gang
Tredje uge	Bruges én gang hver 2. dag i maksimalt 10 minutter pr. gang
Fjerde uge	Bruges én gang dagligt i maksimalt 20 minutter

Når du ser resultater, skal du justere hyppigheden til en eller to gange om ugen.

9 Rengøring

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Adskil altid produktet fra strømkilden inden rengøringen.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Anvend ingen skrappe rengøringsmidler, børster med metalbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsredskaber som knive, hårde spatler eller lignende.

- Brug ikke varmt vand til rengøringen.

1. Tag controlleren **5** af magnetholderen **4**.
2. Brug en fugtig klud til at tørre LED-ansigtsmasken **3** af. Tør den derefter af med en tør klud.
3. Sæt controlleren på magnetholderen igen efter rengøring.

10 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre.

- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, som beskytter mod varme temperaturer og direkte sollys.
- Opbevar produktet på en sådan måde, at det er utilgængeligt for børn.
- Opbevar produktet i opbevaringsposen **14** for den bedst mulige beskyttelse.

DA

11 Fejlfinding

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet virker ikke.	• Kontroller, om produktet er opladet korrekt. • Sørg for, at produktet ikke er tilsluttet en USB-strømkilde. Produktet virker ikke under opladning. • Sørg for, at controlleren 5 er placeret korrekt på magnetholderen 4.
Produktet kan ikke oplades.	• Sørg for at sikre, at USB-kablet 12 er tilsluttet sikkert mellem opladertilslutningen 9 og USB-strømkilden. • Hvis du bruger en USB-vægadapter til opladning, skal du sørge for, at den er kompatibel med produktet (5 V DC, 1 A).

12 Tekniske data

Model:	FAC08
Nominel indgangseffekt:	5 V === 1 A
Driftsspænding:	3,7 V
Batterikapacitet:	2.000 mAh (litium)
Antal LED-lamper:	120
Beskyttelsesform:	IPX5
Vægt:	315 g
Mål (L × B × D):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Materiale:	Silikone (maske) PC (fjernbetjening)

DA

13 Bortskaffelse

13.1 Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

13.2 Bortskaf produkt

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land.** Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste symbol.

Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes via dagrenovationen!



Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe samtlige batterier og akkumulatorer – uanset, om de indeholder farlige stoffer*, eller ej – på et dertil egnet kommunalt eller andet offentligt indsamlingssted, eller til aflevering hos en forhandler, således at affaldet bortskaffes miljøbevidst.

Bring det fuldstændige produkt (herunder akkumulatoren) til dit indsamlingssted, og sørg for, at akkumulatoren er afladet!

* kendetegnet med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

DA

Bemærk: Hvis du ønsker at fjerne batteriet, skal du vikle et håndklæde rundt om controlleren, og slå kabinettet i stykker med en hammer. Sørg for at dine øjne og hænder er beskyttede, for at undgå kvæstelser. Bemærk, at fjernelsen af batteriet ikke kan fortrydes.

14 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

15 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: www.silkn.eu. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på www.silkn.eu som PDF.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V.s patentrettigheter.

Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

NO

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter; så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatets deler	150
2	Generelt	150
2.1	Les og ta vare på bruksanvisningen	150
2.2	Symbolforklaring	150
3	Sikkerhet	151
3.1	Riktig bruk	151
3.2	Sikkerhetsanvisninger	151
4	Kontrollere produktet og leveringsomfanget	155
5	Lading	155
6	Montering	156
7	Betjening	156
7.1	Forberedelser	156
7.2	Utføre en økt	157
7.3	Velge driftsmodus	157
8	Plan for anvendelse	158
9	Rengjøring	159
10	Oppbevaring	160
11	Feilsøking	160
12	Tekniske data	160
13	Kassering	161
13.1	Kaste emballasjen	161
13.2	Kaste produktet	161
14	Garantiinformasjon	162
15	Kundeservice	162

I Leveringsomfang/apparatets deler

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1 Hodebånd, 2× | 8 Modustast |
| 2 Små åpning, 2× | 9 Ladekontakt |
| 3 LED-ansiktsmaske | 10 Hakebånd, 2× |
| 4 Magnetholder | 11 LED-lamper |
| 5 Kontroller | 12 USB-ladekabel |
| 6 Av/på-knapp | 13 Gummibånd, 2× |
| 7 Kontrollampe, 3× | 14 Oppbevaringspose |

2 Generelt

2.1 Les og ta vare på bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen hører til denne LED Face Mask Pro (heretter kalt «produktet»). Den inneholder viktig informasjon om oppstart og bruk. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene. Hvis du

ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU og Storbritannia. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.



ADVARSEL!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risikograd, som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

LES DETTE!

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.

NO



Les bruksanvisningen.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Apparater som er merket med dette symbolet, egner seg bare til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).



Likestrøm.

3 Sikkerhet

3.1 Riktig bruk

Produktet tjener utelukkende til å forbedre glansen, elastisiteten og teksturen til huden og gjøre rynker, fine linjer og pigmentering mindre synlig. Det er utelukkende tiltenkt privat bruk og er ikke egnet til kommersielle formål. Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for ting- eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

3.2 Sikkerhetsanvisninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Produktet skal bare brukes sammen med den vedlagte USB-ladekabelen.
- Produktet skal bare brukes med en sikker lavspenning i henhold til merkingen på produktet.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller USB-ladekabelen er defekt.
- Du må ikke åpne apparatet, men overlate

reparasjonen til fagfolk. Henvend deg da til kundeservice. Ved reparasjoner utført på egen hånd, ukyndig tilkobling eller feil betjening er ansvars- og garantikrav utelukket.

- Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige apparatspesifikasjonene. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.
- Ikke dypp produktet eller USB-ladekabelen i vann eller andre væsker. Hold produktet unna vann!
- Du må alltid slå av produktet når det ikke er i bruk, når det rengjøres eller dersom det foreligger en feil. Du må alltid trekke ut USB-ladekabelen når produktet ikke lades.
- Du må aldri ta i USB-ladekabelen med våte eller fuktige hender.
- Ikke stikk gjenstander inn under dekselet.
- Hold alle produktets deler unna åpen ild og varme overflater.
- Legg USB-ladekabelen slik at ingen snubler i den.
- Ta alltid tak i selve støpselet når du trekker USB-ladekabelen ut av USB-strømkilden, ikke dra i ledningen.
- Ikke knekk USB-ladekabelen og ikke legg den over skarpe kanter.

NO

- Produktet skal kun benyttes innendørs.
- Du må ikke bruke produktet mens det er på lading.



ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Dette produktet skal ikke brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet, og har forstått hvilke farer som kan oppstå i forbindelse med bruk. Barn skal ikke leke med produktet. Renhold og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- Hold barn på avstand fra produktet og USB-ladekabelen.
- Produktet skal ikke brukes av gravide personer, barn, mennesker med epilepsi, skjoldbruskkjertelpasienter, mennesker som bruker legemidler i forbindelse med skjoldbruskkjertelen, personer med fotoallergiske reaksjoner eller personer som bruker legemidler til behandling av lysallergi.
- Produktet må ikke brukes ved hudsykdommer, sår med puss, sår etter ulykke eller post-operative sår.
- Bruk modusen med de blå LED-lampene

NO

(modus F2 og F6) i maksimalt 10 minutter per anvendelse og maksimalt 3 ganger per uke. Alle andre moduser kan brukes daglig fra den fjerde uken.

- Rådfør deg med legen din hvis du er usikker på om du kan bruke produktet.
- Stans bruken av produktet hvis du føler deg uvel, opplever uvanlige reaksjoner (f.eks. kløe eller ubehagelig betennelse) eller hvis huden blir ubehagelig varm.
- Væske kan lekke ut av batteriet ved feil bruk – unngå kontakt med denne væsken. Væsker som lekker fra batterier kan forårsake irritasjon eller etseskader.
- Kommer batterivæsken i kontakt med hud, øyne eller slimhinner, må du skylle dette stedet omgående med rent vann. Ta kontakt med en lege om nødvendig.
- Batterier må ikke demonteres, kortsluttes eller kastes i ild.
- Ikke gjør forsøk på å ta batteriet ut av produktet. Dette produktet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut.
- Ikke se direkte inn i lyskildeområdet til produktet.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Hold produktet unna åpen ild, varme overflater, høye temperaturer eller værpåvirkning (f.eks. regn).

NO

- Ikke bruk produktet dersom plastdelene er sprukket, brukket eller deformert. Skadede deler skal bare erstattes med tilsvarende originale reservedeler.

4 Kontrollere produktet og leveringsomfanget

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.

1. Ta produktet ut av emballasjen.
2. Forsikre deg om at innholdet i pakken er fullstendig (se **fig. A**).
3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

5 Lading



- Før første gangs bruk og når batteriet er svakt, skal du lade det opp fullstendig. Ladetiden er omlag 3 timer.
- Ved svak batterieffekt kommer det 5 pipelyder fra produktet og kontrolllampene lyser rødt før produktet slår seg av automatisk. Lad produktet.
- Hvis produktet oppbevares i lengre tid, må batteritilstanden kontrolleres og produktet regelmessig lades opp.
- Produktet kan ikke brukes mens batteriet lades.

1. Ta kontrolleren **5** av fra magnetholderen **4**.
2. Sett den mindre enden av USB-ladekabelen **12** inn i ladekontakten **9** på kontrolleren.
3. Sett den større enden av USB-ladekabelen til lading i USB-kontakten til en egnet USB-strømkilde (medfølger ikke) (f.eks. en USB-veggadapter, 5 V DC, 1 A).

4. Hvis det brukes en veggadapter, plugger du inn denne i et strømuttak.
Kontrolllampene **7** blinker grønt under lading. Ladeforløpet er avsluttet når kontrolllampene lyser kontinuerlig i grønt.
Hvis spenningen til USB-strømkilden er for høy, lyser kontrollampene hurtig i rødt, og ladeforløpet startes ikke. Bruk en egnet USB-strømkilde.
5. Når ladingen er avsluttet, trekk USB-veggadapteren ut av stikkontakten og separer USB-ladekabelen fra ladekontakten.
6. Sett kontrolleren tilbake på magnetholderen.
Forsikre deg om at kontrolleren er plassert riktig i magnetholderen. Ellers fungerer ikke produktet.

6 Montering

1. Åpne borrelåsene på gummibåndene **13**.
2. Trekk gummibåndene gjennom de små åpningene **2** (se trinn 1 i **fig. B**).
3. Lukk borrelåsene for å feste gummibåndene på LED-ansiktsmasken **3** (se trinn 2 i **fig. B**).

7 Betjening

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Bruk modusen med de blå LED-lampene (modus F2 og F6) i maksimalt 10 minutter per anvendelse og maksimalt 3 ganger per uke. Alle andre moduser kan brukes daglig fra den fjerde uken.

7.1 Forberedelser

1. Lad opp produktet helt, og fest gummibåndene **13** (se kapittel «Lading» og «Montering»).
2. Rens og tørk ansiktet ditt grundig. Pass på at det ikke finnes noen sminke eller smuss på ansiktet, da dette kan redusere lysmengden som trenger inn i huden.

3. Sett eller legg deg ned og legg LED-ansiktsmasken **3** på ansiktet, slik at det kjennes komfortabelt.
4. Fest masken med borrelåser på hodebåndene **1**, hakebåndene **10** og på gummistrikkene på ansiktet. Gummistrikkene skal lukkes oppe på hodet.

7.2 Utføre en økt

1. Hold inne av/på-knappen **6** for å slå på produktet.
Produktet avgir en pipetone når det slås på, og kontrolllampene **7** lyser hvitt.
LED-lampene **11** tennes. Driftsmodus "F1" er aktivert som standard.
2. Trykk på modustasten **8** enda en gang hvis du ønsker å velge en annen driftsmodus (F1–F7).
Produktet avgir en kort pipetone når driftsmodusen endres.
For mer informasjon, se kapittelet "Velge driftsmodus".
3. Produktet slår seg av automatisk etter 10 minutter.
Du kan imidlertid også trykke og holde av/på-knappen inne for å slå av produktet til enhver tid.
Produktet avgir 2 korte pipetoner når det slås av.
4. Fjern masken etter økten og påfør et serum og/eller en dag-/nattkrem på ansiktet.
5. Rengjør produktet grundig etter bruk (se kapittel «Rengjøring»).

7.3 Velge driftsmodus

- Trykk gjentatte ganger på modustasten **8** for å gå gjennom driftsmodusene (F1–F7).
- Driftstimeren (10 minutter) tilbakestilles alltid når du kobler om til en annen driftsmodus.
- Beskrivelse av driftsmoduser:

Modus	LED	Best egnet til
F1	Rød	Reduserer fine linjer, stimulerer kollagenproduksjonen og forbedrer blodsirkulasjonen.
F2	Blå	Reduserer rødhet og urenheter forårsaket av akne, og gir en jevnere hud.

Modus	LED	Best egnet til
F3	Rav	Forbedrer fuktigheten til huden, beroliger tørr og sensibel hud, samt reduserer pigmentering og rødhet i huden.
F4	Nærinfrarød + dyp nærinfrarød*	Reduserer rynker, fremmer kollagen- og elastinproduksjon og bringer blodsirkulasjonen i sving, for å gjøre tonen og teksturen til huden bedre og mer motstandsdyktig. Og det stimulerer hudlagene over dermis.
F5	Rød + nærinfrarød + dyp nærinfrarød (man ser en rød farge)	Kombinerer fordelene til F1 og F4: For en hud som ser yngre og strammere ut.
F6	Blå + rød + nærinfrarød + dyp nærinfrarød (man ser en fiolett farge)	Kombinerer fordelene til F1, F2 og F4: Stimulerer anti-aging og reduserer aknebetinget rødhet og små ufullkommenheter, slik at huden ser mer vital og klarer ut og stråler mer.
F7	Rav + rød + nærinfrarød + dyp nærinfrarød (man ser en dyp oransje)	Kombinerer fordelene til F1, F3 og F4: For en hud som ser roligere, yngre og strammere ut, samt for en jevnere hudtone.

*I modus F4 lyser ikke LED-lampene , da nærinfrarød og dyp nærinfrarød er usynlig. 3 røde LED-lamper i masken lyser likevel for å vise at denne modusen ble aktivert: én på pannen, én på venstre kinn og én på høyre kinn.

8 Plan for anvendelse

 **ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- Bruk modusen med de blå LED-lampene

(modus F2 og F6) i maksimalt 10 minutter per anvendelse og maksimalt 3 ganger per uke. Alle andre moduser kan brukes daglig fra den fjerde uken.

Følg denne tidsplanen når du bruker produktet for første gang:

Første uke	Bruk én gang hver tredje dag i maks. 10 minutter
Andre uke	Bruk én gang annenhver dag i maks. 10 minutter
Tredje uke	Bruk én gang annenhver dag i maks. 10 minutter
Fjerde uke	Bruk én gang hver dag i maks. 20 minutter hver gang

NO Når du begynner å se resultater, justerer du hyppigheten til én eller to ganger per uke.

9 Rengjøring

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Koble alltid produktet fra strømforsyningen før rengjøring.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metallbust eller skarpe eller metalliske rengjøringshjelpemidler som kniv, harde sparkelspader eller lignende.
 - Ikke rengjør produktet med varmt vann.
1. Ta kontrolleren **5** av fra magnetholderen **4**.
 2. Bruk en fuktig klut til rengjøring av LED-ansiktsmasken **3**. Tørk deretter av produktet med en tørr klut.
 3. Sett kontrolleren tilbake på magnetholderen etter rengjøringen.

10 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre.

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted hvor det er beskyttet mot varme og direkte sollys.
- Oppbevar produktet slik at det er utilgjengelig for barn.
- Oppbevar produktet i oppbevaringsposen **14** for å beskytte det så godt som mulig.

11 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Produktet virker ikke.	• Sørg for at produktet er ordentlig ladet. • Kontroller at produktet ikke er koblet til en USB-strømforsyning. Produktet virker ikke under lading. • Forsikre deg om at kontrolleren 5 er plassert riktig i magnetholderen 4.
Det er ikke mulig å lade produktet.	• Forsikre deg om at USB-ladekabelen 12 er koblet riktig til ladekontakten 9 og til en USB-strømkilde. • Når du bruker en USB-veggadapter til lading, pass på at den er kompatibel med produktet (5 V DC, 1 A).

12 Tekniske data

Modell:	FAC08
Nominell inngangseffekt:	5 V === 1 A
Driftsspenning:	3,7 V
Batteritytelse:	2 000 mAh (litium)
Antall LED-lamper:	120
Kapslingsgrad:	IPX5
Vekt:	315 g

Mål (l × b × d):

254,7 × 674,8 × 44,7 mm

Materiale:

Silikon (maske)

PC (fjernkontroll)

13 Kassering

13.1 Kaste emballasjen



Sorter emballasjen når du kaster den. Kast papp og kartong som returpapp, plastfolier til plastgjenvinning.

13.2 Kaste produktet

NO

(Gjelder i Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås.

Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.

Gamle apparater og batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall!



Som sluttbruker er du forpliktet til å levere alle batterier til en gjenbruksstasjon der du bor eller til forhandleren, uansett om de inneholder farlige stoffer* eller ikke, slik at de kan håndteres på en miljøvennlig måte.

Ta med hele produktet (inklusive batteri) til en gjenbruksstasjon og forsikre deg om at batteriet er utladet!

* merket med: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly

Les dette: For å ta ut batteriet, vikle et håndkle rundt kontrollen og knus huset med en hammer. Sørg for at øyne og hender er beskyttet for å unngå skader. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å sette batteriet inn igjen hvis det først er tatt ut.

14 Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessene. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

15 Kundeservice

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: www.silkn.eu. Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra www.silkn.eu som PDF-fil.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

NO

Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

SV

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

Silkn Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentanmälningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silkn Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innehållsförteckning

1	Leveransomfång/apparatens delar	165
2	Allmänt	165
2.1	Läs och spara bruksanvisningen	165
2.2	Symbolförklaring	165
3	Säkerhet	166
3.1	Avsedd användning	166
3.2	Säkerhetsanvisningar	166
4	Kontrollera produkt och leveransomfattning	170
5	Ladda	170
6	Montering	171
7	Användning	171
7.1	Förberedelse	172
7.2	Genomförande av behandling	172
7.3	Välja driftläge	172
8	Användningsschema	174
9	Rengöring	174
10	Förvaring	175
11	Felsökning	175
12	Tekniska data	176
13	Avfallshantering	176
13.1	Kassera förpackningen	176
13.2	Kassera produkten	176
14	Garantiinformation	177
15	Kundtjänst	177

I Leveransomfång/apparatens delar

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 Huvudband, 2× | 8 Lägesknapp |
| 2 Små öppning, 2× | 9 Laddningsanslutning |
| 3 LED-ansiktsmask | 10 Hakband, 2× |
| 4 Magnethållare | 11 LED-lampor |
| 5 Controller | 12 USB-laddkabel |
| 6 På/Av-knapp | 13 Gummiband, 2× |
| 7 Kontrollampa, 3× | 14 Förvaringsväska |

2 Allmänt

2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Denna bruksanvisning hör till denna LED Face Mask Pro (nedan kallad "produkten"). Den innehåller viktig information om idrifttagning och användning. Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt

säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna användarmanual kan medföra personskador eller skador på produkten. Bruksanvisningen grundar sig på de normer och regler som gäller i Europeiska unionen och Förenade kungariket. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara användarmanualen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan är det viktigt att du bifogar den här användarmanualen.

2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här användarmanualen, på produkten eller på förpackningen.



WARNING!

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

OBS!

Detta signalord varnar för möjliga saksador.



Denna signalsymbol ger dig användbar extra information om hantering och användning.



Bekanta dig med bruksanvisningen.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Apparater märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).



Likström.

3 Säkerhet

SV

3.1 Avsedd användning

Produktens enda syfte är att förbättra hudens lyster, elasticitet och struktur samt att göra rynkor, fina linjer och pigmentering mindre synliga. Den är avsedd uteslutande för privat bruk och inte lämplig för kommersiella syften. Använd produkten endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till saksador eller personskador. Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personskador som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.

3.2 Säkerhetsanvisningar



VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Använd produkten endast med den medföljande USB-laddkabeln.
- Produkten får drivas endast med en säkerhets-klenspänning i enlighet med märkningen på produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om USB-laddkabeln är defekt.

- Öppna inte kåpan, utan överlåt reparationen till utbildade reparatörer. Kontakta kundtjänst för sådana ärenden. Vid självständigt genomförda reparationer, felaktig anslutning eller felaktigt handhavande upphör garantin att gälla.
- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskkällor.
- Doppa inte produkten eller USB-laddkabeln i vatten eller andra vätskor. Håll den borta från vatten.
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, när du rengör den eller när ett fel föreligger. Dra alltid ut USB-laddkabeln när du inte laddar produkten.
- Ta aldrig i USB-laddkabeln med våta eller fuktiga händer.
- Stick inte in några föremål i kåpan.
- Håll produktens samtliga delar borta från öppen eld och heta ytor.
- Placera USB-laddkabeln så att den inte utgör någon snubbelrisk.
- Dra inte ut USB-laddkabeln ur USB-strömkällan med hjälp av kabeln, utan håll alltid i kabelns kontakt.

- Vik inte USB-laddkabeln och lägg den inte över vassa kanter.
- Använd produkten endast i inomhuslokaler.
- Använd inte produkten när den laddas.

 **VARNING! RISK FÖR
PERSONSKADOR!**

- Den här produkten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under tillsyn eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten.
- Håll barn borta från produkten och USB-laddkabeln.
- Produkten får inte användas av gravida, barn, personer med epilepsi, sköldkörtelpatienter, personer som tar sköldkörtelläkemedel, personer med fotoallergi eller av personer som tar läkemedel för att behandla ljusallergi.
- Produkten får inte användas vid hudsjukdomar, varbildning, olycksbetingade eller postoperativa sår.

- Använd lägena med blå LED-lampor (lägena F2 och F6) i högst 10 minuter per applicering och högst 3 appliceringar per vecka. Alla andra lägen kan användas dagligen från och med den fjärde veckan.
- Kontakta din läkare om du inte är säker på om du kan använda produkten.
- Om du känner dig dålig eller drabbas av onormala reaktioner (t.ex. klåda eller obehagliga inflammationer) eller om huden blir varm på ett obehagligt sätt ska du genast sluta använda produkten.
- Om produkten används felaktigt kan vätska läcka ut ur ackumulatören – undvik att komma i kontakt med denna vätska. Vätskor som läcker ut ur batterier kan orsaka hudirritationer eller frätskador.
- Om batterivätska kommer i kontakt med huden, ögonen eller slemhinnorna ska det påverkade stället omedelbart tvättas och sköljas med rent vatten. Uppsök läkarvård om så behövs.
- Batterier får inte öppnas, kortslutas eller kastas i elden.
- Försök inte att ta ut batteriet ur produkten. Denna produkt innehåller batterier som inte kan bytas ut.
- Titta inte direkt in i ljuskällan på produkten.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Håll produkten borta från öppen eld, heta ytor, höga temperaturer eller väderpåverkan (till exempel regn).
- Sluta använda produkten om plastdelarna är spruckna, brutna eller deformerade. Ersätt skadade delar enbart med motsvarande originaldelar.

4 Kontrollera produkt och leveransomfattning

OBS! RISK FÖR SKADOR!

SV

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan produkten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.
1. Ta ut produkten ur förpackningen.
 2. Förvissa dig om att leveransen är fullständig (se **bild A**).
 3. Kontrollera produkten och de enskilda delarna avs. skador. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.

5 Ladda



- Ladda produkten fullständigt före den första användningen och när batteriet är svagt. Laddtiden är ca 3 timmar.
- När batterinivån är låg avger produkten 5 ljudsignaler och kontrollamporna lyser rött innan produkten stängs av automatiskt. Ladda produkten.
- Om produkten lagras under en längre tid ska batterinivån kontrolleras och produkten laddas regelbundet.
- Produkten kan inte användas medan laddning pågår.

1. Ta bort kontrollern **5** från den magnetiska hållaren **4**.
2. Stick in USB-laddkabelns **12** mindre ände i kontrollerns laddningsanslutning **9**.
3. För att ladda produkten sätter du i den större änden av USB-laddkabeln i USB-anslutningen (ingår ej i leveransomfattningen) (t.ex. USB-väggadapter, 5 V DC, 1 A).
4. Om du använder en väggadapter ska du ansluta den till ett eluttag.

Kontrolllamporna **7** blinkar grönt under laddningen. Laddningen är klar när kontrolllamporna lyser med ett stadigt grönt sken.

Om spänningen i USB-strömkällan är för hög tänds kontrolllamporna snabbt i rött och laddningen startar inte. Använd en lämplig USB-strömkälla.

5. När laddningen är klar ska du koppla bort USB-väggadaptern från eluttaget och koppla bort USB-laddkabeln från laddningsanslutningen.
6. Sätt tillbaka kontrollern i magnethållaren.
Se till att kontrollern är korrekt placerad i magnethållaren. Annars kommer produkten inte att fungera.

6 Montering

1. Öppna kardborrfästena på gummibanden **13**.
2. Dra gummibanden genom de små öppningarna **2** (se steg 1 i **bild B**).
3. Stäng kardborrebanden för att fästa gummibanden på LED-ansiktsmasken **3** (se steg 2 i **bild B**).

7 Användning

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd lägena med blå LED-lampor (lägena F2 och F6) i högst 10 minuter per applicering och högst 3 appliceringar per vecka. Alla andra lägen kan användas dagligen från och med den fjärde veckan.

7.1 Förberedelse

1. Ladda produkten helt och fäst gummibandet **13** (se kapitlen "Ladda" och "Montering").
2. Rengör och torka ansiktet noga. Se till att det inte finns smink eller smuts kvar, eftersom det kan minska mängden ljus som tränger igenom huden.
3. Sitt eller ligg ner och placera LED-ansiktsmasken **3** på ditt ansikte så att den känns bekväm.
4. Sätt fast masken på ansiktet med hjälp av kardborrebanden på huvudbanden **1**, hakbanden **10** och gummibandet. Gummibandet ska vara stängda högst upp på huvudet.

7.2 Genomförande av behandling

1. Håll På/Av-knappen **6** nedtryckt för att slå på produkten. Produkten avger en ljudsignal när den slås på och kontrolllamporna **7** lyser med vitt sken. LED-lamporna **11** tänds. Driftläget "F1" är aktiverat som standard.
2. Om du vill kan du trycka på lägesknappen **8** upprepade gånger för att välja ett annat driftläge (F1-F7). Produkten avger en kort ljudsignal när driftläget ändras. Mer information finns i kapitlet "Välja driftläge".
3. Produkten stängs av automatiskt efter 10 minuter. Du kan dock även trycka och hålla in på/av-knappen för att stänga av produkten när som helst. Produkten avger 2 korta ljudsignaler när den stängs av.
4. Efter behandlingen tar du bort masken och applicerar ett serum och/eller en dag/nattkräm i ansiktet.
5. Rengör produkten noga efter användningen (se kapitlet "Rengöring").

7.3 Välja driftläge

- Tryck på lägesknappen **8** upprepade gånger för att bläddra igenom driftlägena (F1-F7).
- Drifttimern (10 minuter) återställs alltid när du växlar till ett annat driftläge.

- Beskrivning av driftlägena:

Läge	Lysdiod	Lämpar sig bäst för
F1	Röd	Minskar fina linjer, stimulerar kollagenproduktionen och förbättrar blodcirkulationen.
F2	Blå	Minskar rodnad och orenheter som orsakas av akne och ger en klarare hy.
F3	Bärnsten	Förbättrar hudens fuktighet, lugnar torr och känslig hud samt minskar pigmentering och rodnad.
F4	Nära infraröd + djup nära infraröd*	Minskar rynkor, ökar kollagen- och elastinproduktionen och stimulerar blodcirkulationen för att förbättra hudens ton och struktur och göra den mer motståndskraftig. Och det främjar hudlagren bortom dermis.
F5	Röd + nära infraröd + djup nära infraröd (du kan se en röd färg)	Kombinerar fördelarna med F1 och F4: För en yngre och fastare hud.
F6	Blått + rött + nära infrarött + djupt nära infrarött (man kan se en violett färg)	Kombinerar fördelarna med F1, F2 och F4: Främjar anti-ageing och minskar aknerelaterad rodnad och mindre ojämnheter, så att huden ser vitalare, klarare och mer strålande ut.
F7	Bärnsten + rött + nära infrarött + djupt nära infrarött (man kan se en mörk orange färg)	Kombinerar fördelarna med F1, F3 och F4: För en lugnad, yngre och fastare hud samt en jämnare hudton.

*I F4-läget tänds inte LED-lamporna  eftersom nära infrarött och djupt nära infrarött är osynligt. För att indikera att det här läget har aktiverats tänds 3 röda LED-lampor i masken: en i pannan, en på vänster kind och en på höger kind.

8 Användningsschema

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd lägena med blå LED-lampor (lägena F2 och F6) i högst 10 minuter per applicering och högst 3 appliceringar per vecka. Alla andra lägen kan användas dagligen från och med den fjärde veckan.

Följ följande tidsschema när produkten används för första gången:

Första veckan	Användning en gång var tredje dag i max. 10 minuter
Andra veckan	Användning en gång varannan dag i max. 10 minuter
Tredje veckan	Användning en gång varannan dag i max. 10 minuter
Fjärde veckan	Användning en gång om dagen i max. 20 minuter åt gången

SV

Så fort du ser resultat ska du anpassa frekvensen till en eller två gånger per vecka.

9 Rengöring

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Koppla alltid bort produkten från strömkällan före rengöring.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Använd inte aggressiva rengöringsmedel, borstar med metallborst eller vassa eller

metalliska rengöringsverktyg såsom knivar, hårda skrapor eller liknande.

- Använd inte hett vatten för rengöringen.
1. Ta bort kontrollern **5** från den magnetiska hållaren **4**.
 2. Använd en fuktig trasa för att torka av LED-ansiktmasken **3**.
Torka sedan torrt med en torr trasa.
 3. Efter rengöring ska kontrollern sättas tillbaka i magnethållaren.

10 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra.

- Förvara produkten på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.
- Förvara produkten så att den är otillgänglig för barn.
- Förvara produkten i förvaringspåsen **14** för att skydda den så mycket som möjligt.

SV

11 Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten fungerar inte.	• Se till att produkten har laddats på korrekt sätt. • Kontrollera att produkten inte är ansluten till en USB-strömkälla. Produkten fungerar inte vid laddning. • Se till att kontrollern 5 är korrekt placerad i magnethållaren 4.
Produkten laddas inte.	• Se till att USB-laddkabeln 12 är ordentligt ansluten mellan laddningsanslutningen 9 och USB-strömkällan. • Om du använder en USB-väggadapter för laddning ska du kontrollera att den är kompatibel med produkten (5 V DC, 1 A).

12 Tekniska data

Modell:	FAC08
Nominell förbrukning:	5 V === 1 A
Driftspänning:	3,7 V
Batterikapacitet:	2 000 mAh (litium)
Antal LED-lampor:	120
Kapslingsklass:	IPX5
Vikt:	315 g
Dimensioner (L × B × D):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Material:	Silikon (mask) PC (fjärrkontroll)

13 Avfallshantering

SV

13.1 Kassera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

13.2 Kassera produkten

(Tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



Kasserade apparater får inte kastas i hushålls-soporna!

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På så sätt

■ säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

Batterier och batteripack får inte kastas i hushållsavfallet!



Som konsument är du skyldig enligt lag att lämna samtliga batterier och batteripack – oavsett om de innehåller farliga ämnen* eller inte – till kommunens/stadsdelens återvinningscentral eller till en återförsäljare för miljövänlig avfallshantering.

Ta med den fullständiga produkten (inklusive batteriet) till din återvinningcentral och se till att batteriet är urladdat!

* märkta med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

Obs! Om du vill ta ut batteriet, linda en handduk runt kontrollern och slå på höljet med en hammare. Se till att dina ögon och händer är skyddade för att undvika skador. Beakta att det inte går att sätta i batteriet igen.

SV 14 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en 2-års garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

15 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: www.silkn.eu. Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från www.silkn.eu som pdf.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Právní sdělení

Společnost Invention Works B.V. si vyhrazuje právo na změny výrobků nebo specifikací, za cílem zvýšení výkonu, spolehlivosti nebo zpracovatelnosti. Informace poskytnuté společností Invention Works B.V. jsou v době publikování považovány za správné a spolehlivé. Společnost Invention Works B.V. však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich používání. Licence se neposkytuje se konkludentně, ani na základě patentu nebo patentového práva společnosti Invention Works B.V.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Invention Works B.V. nesmí být žádná část tohoto dokumentu žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována nebo přenášena, a to ani elektronickou nebo mechanickou cestou. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.

CS

Společnost Silkn Beauty Ltd. disponuje patenty, zahájenými patentovými přihláškami, obchodními značkami, autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které jsou součástí tohoto dokumentu. Pokud nebude se společností Silkn Beauty Ltd. sepsána pro tyto patenty, obchodní značky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví výslovná písemná dohoda, není poskytnutí tohoto dokumentu v žádném případě licencí. Změna technických údajů bez předchozího oznámení vyhrazena.

Silk'n a logo Silk'n jsou zapsané ochranné známky společnosti Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nizozemsko

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Obsah

I	Rozsah dodávky/Části přístroje	180
2	Všeobecné informace	180
2.1	Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití	180
2.2	Vysvětlení symbolů	180
3	Bezpečnost	181
3.1	Použití v souladu s určením	181
3.2	Bezpečnostní upozornění	181
4	Kontrola výrobku a obsahu dodávky	185
5	Nabíjení	185
6	Sestavení	186
7	Obsluha	186
7.1	Příprava	187
7.2	Provedení aplikace	187
7.3	Výběr provozních režimů	187
8	Plán aplikace	189
9	Čištění	189
10	Skladování	190
11	Odstraňování problémů	190
12	Technické údaje	190
13	Likvidace	191
13.1	Likvidace obalu	191
13.2	Likvidace výrobku	191
14	Záruční informace	192
15	Služba zákazníkům	192

I Rozsah dodávky/Části přístroje

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1 Náhlavní pásek, 2× | 8 Tlačítko volby režimu |
| 2 Malý otvor, 2× | 9 Nabíjecí konektor |
| 3 LED obličejová maska | 10 Bradový pásek, 2× |
| 4 Magnetický držák | 11 LED světla |
| 5 Ovladač | 12 Nabíjecí USB kabel |
| 6 Tlačítko Zap/Vyp | 13 Elastický pásek, 2× |
| 7 Kontrolka, 3× | 14 Taška pro skladování masky |

2 Všeobecné informace

2.1 přečtěte si a uschovejte tento návod k použití



Tento návod se vztahuje na výrobek LED Face Mask Pro (dále jen „výrobek“). Obsahuje důležité informace k uvedení do provozu a používání. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Platí to zejména pro bezpečnostní

upozornění. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek zranění nebo poškození výrobku. Návod k použití je založený na normách a pravidlech platných v Evropské unii a ve Spojeném království. Respektujte pokyny a zákony platné v zahraničí i pro jednotlivé země. Uschovejte tento návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, současně s ním předejte i tento návod k použití.

2.2 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na výrobku nebo na obalu se používají následující symboly a výstražná slova.



VÝSTRAHA!

Tato výstražná slova/výstražné symboly označují nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí poškození majetku.



Tento výstražný symbol poskytuje užitečné dodatečné informace k zacházení a užívání.



Přečtěte si návod k použití.



Prohlášení o shodě: S tímto symbolem označení jsou výrobky v souladu se všemi platnými předpisy Společenství v rámci Evropského hospodářského prostoru.



Přístroje, které jsou označené tímto symbolem, jsou vhodné pouze pro domácí použití (v suchých vnitřních prostorech).



Stejnoseměrný proud.

3 Bezpečnost

CS

3.1 Použití v souladu s určením

Výrobek slouží výhradně k rozjasnění, zvýšení pružnosti a zlepšení textury Vaší pleti, k redukci vrásek, jemných linií a pigmentových skvrn. Je určen výlučně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití. Výrobek používejte pouze způsobem popsáným v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo zraněním. Výrobce neručí za škody nebo zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

3.2 Bezpečnostní upozornění



VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Používejte výrobek pouze s dodaným nabíjecím USB kabelem.
- Výrobek smí být používán pouze s bezpečnostním nízkým napětím, jehož hodnota odpovídá hodnotě uvedené na výrobku.

- Výrobek neuvádějte do provozu, jestliže je poškozený nebo pokud je vadný nabíjecí USB kabel.
- Nikdy neotevírejte pouzdro, přenechejte opravu odborným pracovníkům. Za tímto účelem se obraťte na zákaznický servis. V případě svépomocí provedených oprav, neodborného nebo nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy pozbývají jakékoliv záruční nároky platnost.
- Při opravách smí být používány pouze díly, které odpovídají původním údajům přístroje. V tomto výrobku se nachází elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Neponořujte výrobek ani nabíjecí USB kabel do vody nebo jiných kapalin. Uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od vody.
- Výrobek vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte, když jej čistíte nebo v případě závady. Pokud výrobek nenabíjíte, vždy odpojte nabíjecí USB kabel.
- Nikdy se nedotýkejte nabíjecího USB kabelu mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevkládejte žádné předměty do pouzdra.
- Žádnou část výrobku neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Umístěte nabíjecí USB kabel tak, abyste o něj nezakopli.

- Nevytahujte nabíjecí USB kabel z napájecího USB zdroje za kabel, nýbrž vždy uchopte samotnou zástrčku kabelu.
- Neohýbejte nabíjecí USB kabel a nepokládejte jej přes ostré hrany.
- Výrobek používejte pouze v interiéru.
- Výrobek nepoužívejte během nabíjení.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Tento výrobek smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného použití výrobku a rozumí rizikům, která s tím souvisejí. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Čištění a běžnou údržbu nesmí provádět děti.
- Uchovávejte výrobek a nabíjecí USB kabel mimo dosah dětí.
- Výrobek nesmí používat těhotné ženy, děti, osoby trpící epilepsií, pacienti s onemocněním štítné žlázy, osoby užívající léky k léčbě onemocnění štítné žlázy, osoby náchylné k fotoalergii či osoby užívající léky k léčbě fotoalergie.
- Výrobek se nesmí používat při výskytu kožních onemocnění, hnisavých ran, traumatických a pooperačních ran.

- Režimy s modrými LED světly (režimy F2 a F6) používejte maximálně 10 minut na jednu aplikaci a provádějte maximálně 3 aplikace týdně. Všechny ostatní režimy lze od čtvrtého týdne používat každodenně.
- Pokud si nejste jisti, zda je pro vás použití výrobku vhodné, obraťte se na svého lékaře.
- Jestliže se vám při používání výrobku udělá nevolno, objeví-li se neobvyklé reakce (např. svědění nebo nepříjemný zánět) nebo pokud budete na pokožce cítit nepříjemné teplo, výrobek ihned přestaňte používat.
- Při nesprávném použití může dojít k vytečení kapaliny z akumulátoru – zamezte kontaktu s touto kapalinou. Kapalina vytečená z baterií může způsobit podráždění nebo poleptání.
- Dojde-li ke kontaktu kůže, očí nebo sliznice s kapalinou z baterie, zasažené místo neprodleně omyjte a opláchněte čistou vodou. Případně vyhledejte lékaře.
- Baterie nerozebírejte, nezkratujte a ani nevhazujte do ohně.
- Nepokoušejte se vyjmout z výrobku baterie. Tento výrobek obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Nedívejte se přímo do oblasti světelného zdroje výrobku.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Výrobek neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů, nevystavujte ho vysokým teplotám ani povětrnostním vlivům (např. dešti).
- V případě prasknutí, zlomení nebo deformací plastových dílů přestaňte výrobek používat. Poškozené díly nechejte vyměnit pouze za příslušné originální náhradní díly.

4 Kontrola výrobku a obsahu dodávky

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

CS

- Pokud neopatrně otevřete obal pomocí ostrého nože nebo pomocí jiných ostrých předmětů, můžete výrobek snadno poškodit. Při otvírání buďte velmi opatrní.

1. Výrobek vyjměte z obalu.
2. Přesvědčte se, zda je dodávka kompletní (viz **obr. A**).
3. Zkontrolujte, zda výrobek nebo jeho jednotlivé části nejsou poškozené. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Za tímto účelem se obraťte na náš zákaznický servis.

5 Nabíjení



- Výrobek nechejte před prvním použitím a při nízkém výkonu akumulátoru úplně nabít. Doba trvání nabíjení je cca 3 hodiny.
- Když bude výkon baterie nízký, výrobek pětikrát zapípá a kontrolky začnou svítit červeně. Výrobek se pak automaticky vypne. Výrobek nabíjte.
- Když budete výrobek skladovat delší dobu, kontrolujte stav nabití baterie a výrobek pravidelně nabíjejte.
- Během nabíjení není možné výrobek používat.

1. Sejměte ovladač **5** z magnetického držáku **4**.
2. Menší konec nabíjecího USB kabelu **12** zasuněte do nabíjecího konektoru **9** na ovladači.
3. Pro nabíjení zapojte větší konec nabíjecího USB kabelu do USB zdířky vhodného napájecího USB zdroje (není součástí přístroje) (např. nástěnný USB adaptér, 5 V DC, 1 A).
4. Pokud se používá nástěnný adaptér, zasuněte jej prosím do síťové zásuvky.
Při nabíjení blikají kontrolky **7** zeleně. Když kontrolky svítí trvale zeleně, je nabíjení dokončeno.
Pokud je napětí napájecího USB zdroje příliš vysoké, kontrolky rychle blikají červeně a nabíjení se nespustí. Používejte vhodný napájecí USB zdroj.
5. Po dokončení nabíjení vytáhněte nástěnný USB adaptér ze síťové zásuvky a odpojte nabíjecí USB kabel z nabíjecího konektoru.
6. Ovladač opět postavte na magnetický držák.
Ujistěte se, že je ovladač správně umístěn v magnetickém držáku. V opačném případě výrobek nebude fungovat.

CS

6 Sestavení

1. Rozepněte suché zipy na elastických páscích **13**.
2. Protáhněte elastické pásky malými otvory **2** (viz krok 1 na **obr. B**).
3. Připevněte elastické pásky k LED obličejové masce **3** pomocí suchých zipů (viz krok 2 na **obr. B**).

7 Obsluha

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Režimy s modrými LED světly (režimy F2 a F6) používejte maximálně 10 minut na jednu aplikaci a provádějte maximálně 3 aplikace týdně. Všechny ostatní režimy lze od čtvrtého týdne používat každodenně.

7.1 Příprava

1. Výrobek úplně nabijte a upevněte na něj elastické pásky **13** (viz kapitola „Nabíjení“ a „Sestavení“).
2. Obličej důkladně očistěte a osušte. Dbejte na to, aby na obličej nebyl žádný make-up nebo nečistoty, které mohou snižovat množství světla pronikajícího do pokožky.
3. Zaujměte polohu vsedě nebo vleže a umístěte LED obličejovou masku **3** na obličej tak, abyste se cítili pohodlně.
4. Pomocí suchých zipů na náhlavních páscích **1**, bradových páscích **10** a elastických páscích zajistěte masku ve správné poloze na obličej. Elastické pásky by měly být zapnuté nahoře na hlavě.

7.2 Provedení aplikace

1. Zapněte výrobek stisknutím a přidržením tlačítka Zap/Vyp **6**. Jakmile je výrobek zapnutý, ozve se pípnutí a kontrolky **7** svítí bíle.

Rozsvítí se LED světla **11**. Standardně je aktivovaný provozní režim FI.

2. Pokud chcete vybrat jiný provozní režim (FI–F7), stiskněte opakovaně tlačítko volby režimu **8**.
Při změně provozního režimu vydá výrobek krátké pípnutí. Další informace najdete v kapitole „Výběr provozních režimů“.
3. Po 10 minutách se výrobek automaticky vypne.
Přidržením tlačítka Zap/Vyp však také můžete výrobek vypnout kdykoliv.
Při vypnutí výrobku zazní 2 krátká pípnutí.
4. Po ukončení aplikace sejměte masku a naneste na obličej sérum a/nebo denní/noční krém.
5. Po použití výrobek důkladně očistěte (viz kapitola „Čištění“).

7.3 Výběr provozních režimů

- Provozní režimy (FI–F7) se přepínají opakovaným stisknutím tlačítka volby režimu **8**.
- Při přepnutí na jiný provozní režim se odpočítávání času provozu (10 minut) vždy vynuluje.

- Popis provozních režimů:

Režim	LED	Nejvhodnější pro
F1	Červená	Redukuje jemné linie, stimuluje tvorbu kolagenu a zlepšuje cirkulaci krve.
F2	Modrá	Redukuje zarudnutí a nečistoty související s akné a rozjasňuje pleť.
F3	Jantarová	Zlepšuje vlhkost pokožky, zklidňuje suchou a citlivou pleť a redukuje pigmentaci a zarudnutí pokožky.
F4	Blízká infračervená + hluboká infračervená*	Redukuje vrásky, podporuje tvorbu kolagenu a elastinu a urychluje cirkulaci krve a tím zlepšuje tón a texturu pleti a zvyšuje její odolnost. Proniká do vrstev pokožky pod dermis.
F5	Červená + blízká infračervená + hluboká infračervená (je vidět červená barva)	Kombinuje příznivé účinky režimů F1 a F4: Podporuje omlazení a vypnutí pokožky.
F6	Modrá + červená + blízká infračervená + hluboká infračervená (je vidět fialová barva)	Kombinuje příznivé účinky režimů F1, F2 a F4: Podporuje účinek anti-ageing, redukuje zarudnutí související s akné a drobné defekty, tím rozjasňuje pleť, která má vitálnější a čistší vzhled.
F7	Jantarová + červená + blízká infračervená + hluboká infračervená (je vidět tmavě oranžová barva)	Kombinuje příznivé účinky režimů F1, F3 a F4: Podporuje zklidnění a vypnutí pokožky, která pak má mladistvější vzhled a rovnoměrnější tón.

*V režimu F4 LED světla  nesvítí, protože blízké infračervené a hluboké infračervené světlo nejsou viditelné. Svítí však tři červená LED světla v masce – jedno na čele, jedno na levé lici a jedno na pravé lici –, která indikují, že byl tento režim aktivován.

8 Plán aplikace

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Režimy s modrými LED světly (režimy F2 a F6) používejte maximálně 10 minut na jednu aplikaci a provádějte maximálně 3 aplikace týdně. Všechny ostatní režimy lze od čtvrtého týdne používat každodenně.

Při prvním použití výrobku dodržte tento časový plán:

První týden	Použijte jednou za 3 dny, vždy max. 10 minut
Druhý týden	Použijte jednou za 2 dny, vždy max. 10 minut
Třetí týden	Použijte jednou za 2 dny, vždy max. 10 minut
Čtvrtý týden	Použijte jedenkrát každý den, vždy max. 20 minut

Jakmile zaznamenate výsledky aplikace přístroje, snižte četnost použití na jedenkrát nebo dvakrát týdně.

9 Čištění

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Předtím, než výrobek vyčistíte, ho vždy odpojte od zdroje napájení.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými či nylonovými štětinami, ani ostré nebo kovové čisticí pomůcky, jako jsou nože, tvrdé špachtle apod.
- Výrobek nečistěte horkou vodou.

1. Sejměte ovladač **5** z magnetického držáku **4**.
2. K otření LED obličejové masky **3** použijte vlhký hadřík. Poté ji zcela osušte suchým hadříkem.
3. Po očištění opět postavte ovladač na magnetický držák.

10 Skladování

Před uskladněním zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché.

- Výrobek uschovávejte na čistém a suchém místě, které je chráněno před horkem a přímým slunečním světlem.
- Výrobek uložte tak, aby k němu neměly přístup děti.
- Výrobek uchovávejte v tašce pro skladování masky **14**, abyste ho co možná nejlépe chránili.

11 Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete odstranit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud se problém přesto nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek neopravujte sami.

CS

Porucha	Možné příčiny a řešení
Výrobek nefunguje.	• Ujistěte se, že je výrobek řádně nabitý. • Ujistěte se, že výrobek není připojen k USB napájecímu adaptéru. Výrobek během nabíjení nefunguje. • Ujistěte se, že je ovladač 5 správně umístěn na magnetickém držáku 4.
Výrobek není možné nabít.	• Ujistěte se, že je nabíjecí USB kabel 12 řádně zapojen do nabíjecího konektoru 9 a napájecího USB zdroje. • Pokud k nabíjení používáte nástěnný USB adaptér, dbejte na to, aby byl s výrobkem kompatibilní (5 V DC, 1 A).

12 Technické údaje

Model:	FAC08
Jmenovitý příkon:	5 V === 1 A
Provozní napětí:	3,7 V

Kapacita baterie:	2 000 mAh (lithiová)
Počet LED světél:	120
Druh ochrany:	IPX5
Hmotnost:	315 g
Rozměry (d × š × h):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Materiál:	Silikon (maska) PC (dálkový ovladač)

13 Likvidace

13.1 Likvidace obalu



Obal zlikvidujte podle jeho typu. Lepenku a karton odevzdejte do sběru papíru, folie do sběru druhotných surovin.

CS

13.2 Likvidace výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém recyklovatelného sběru surovin)



Zákaz vhazování starých přístrojů do domovního odpadu!

Pokud již nelze výrobek používat, **zlikvidujte jej v souladu s nařízeními, která jsou platná ve vaší zemi či regionu.** Tím je zajištěno, že budou staré spotřebiče řádně recyklovány a bude zabráněno negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektronické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a akumulátory – ať už obsahují nebezpečné látky* nebo ne – na sběrném místě ve vaší obci/městské části nebo u prodejce, aby mohly být zlikvidovány ekologicky.

Odneste celý výrobek (včetně akumulátoru) na příslušné sběrné místo a ujistěte se, že je akumulátor vybitý!

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Upozornění: Chcete-li vyjmout akumulátor, omotejte kolem ovladače ručník a rozbijte pouzdro kladivem. Zajistěte, abyste měli oči a ruce chráněny a nedošlo přitom k poranění. Upozorňujeme, že vyjmutí dobíjecí baterie je nevratný proces.

14 Záruční informace

Na tento výrobek se vztahují evropská nařízení a zákony o 2 leté záruce. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické vady způsobené vadnými výrobními postupy. Pokud chcete uplatnit svůj nárok na záruku, je nutno získat pokyny od naší služby zákazníkům. Může vyřešit váš problém, aniž byste museli výrobek zaslat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naše služba zákazníkům vám vždy rád pomůže!

15 Služba zákazníkům

Další informace o výrobcích Silk'n naleznete na svých regionálních webových stránkách na: www.silkn.eu. Pokud je přístroj poškozený nebo defektní, potřebuje opravit, jestliže potřebujete naši pomoc, obraťte se na nejbližší servisní středisko Silk'n. Tuto příručku uživatele si ve formátu PDF můžete stáhnout i z www.silkn.eu.

Číslo servisního střediska: +31 (0)180-330550
E-mail: info@silkn.eu

CS

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silk'n Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silk'n Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Spis treści

I	Zakres dostawy / części urządzenia	195
2	Informacje ogólne	195
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	195
2.2	Objaśnienie symboli	195
3	Bezpieczeństwo	196
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	196
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	196
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	200
5	Ładowanie	201
6	Montaż	202
7	Obsługa	202
7.1	Przygotowanie	202
7.2	Przeprowadzanie sesji	203
7.3	Wybór trybów pracy	203
8	Harmonogram stosowania	205
9	Czyszczenie	205
10	Przechowywanie	206
11	Rozwiązywanie problemów	206
12	Dane techniczne	207
13	Utylizacja	207
13.1	Utylizacja opakowania	207
13.2	Utylizacja produktu	208
14	Informacje gwarancyjne	208
15	Obsługa klienta	209

I Zakres dostawy / części urządzenia

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1 Pasek na głowę, 2× | 8 Przycisk wyboru trybu |
| 2 Mały otwór, 2× | 9 Gniazdo ładowania |
| 3 Maska LED na twarz | 10 Pasek pod brodę, 2× |
| 4 Uchwyt magnetyczny | 11 Diody LED |
| 5 Kontroler | 12 Kabel USB do ładowania |
| 6 Przycisk włączania/wyłączania | 13 Gumowy pasek, 2× |
| 7 Lampka kontrolna, 3× | 14 Torba do przechowywania |

2 Informacje ogólne

2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi należy do tej maski na twarz LED Face Mask Pro (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia użytkowania i obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu

należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.



OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy sygnalizuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym (w suchych pomieszczeniach).



Prąd stały.

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy wyłącznie do poprawy blasku, elastyczności i tekstury skóry oraz do zmniejszenia widoczności zmarszczek, drobnych linii i przebarwień. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego. Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym kablem USB do ładowania.
- Produkt może być zasilany wyłącznie bezpiecznym, niskim napięciem, zgodnie z oznaczeniem na produkcie.

- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony lub kabel USB do ładowania jest wadliwy.
- Nie otwierać obudowy, a naprawę zlecać specjalistom. W tym celu należy zwracać się do działu obsługi klienta. W przypadku naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieodpowiedniej obsługi wyklucza się roszczenia gwarancyjne.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodchowne do bezpiecznego użytkowania.
- Nie zanurzać produktu ani kabla USB do ładowania w wodzie lub w innych cieczach. Należy trzymać go z dala od wody.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Zawsze odłączać kabel USB do ładowania, gdy produkt nie jest ładowany.
- Nigdy nie dotykać kabla USB do ładowania wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Trzymać produkt i wszystkie jego części z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.

- Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.
- Nie wyciągać kabla USB do ładowania ze źródła zasilania USB, ciągnąc za przewód, zawsze chwycić za wtyczkę kabla.
- Nie zaginać kabla USB do ładowania i nie prowadzić go przez ostre krawędzie.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie używać produktu podczas ładowania.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Ten produkt nie może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Dzieci należy trzymać z dala od produktu i kabla USB do ładowania.
- Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, dzieci, osoby z epilepsją,

osoby z chorobami tarczycy, osoby przyjmujące leki na tarczycę, osoby z fotoalergią lub osoby przyjmujące leki na alergię na światło.

- Produkt nie może być stosowany w przypadku chorób skóry, ropiejących ran, ran powypadkowych i pooperacyjnych.
- Trybów z niebieskimi diodami LED (tryby F2 i F6) używać przez maksymalnie 10 minut na aplikację i stosować maksymalnie 3 aplikacje tygodniowo. Z pozostałych trybów można korzystać codziennie od czwartego tygodnia.
- W razie wątpliwości co do możliwości stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, wystąpienia nietypowych reakcji (np. swędzenia lub nieprzyjemnego stanu zapalnego) lub nieprzyjemnego nagrzania skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn – unikać kontaktu z nim. Płyn wyciekający z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- W przypadku kontaktu skóry, oczu lub błon śluzowych z płynem z baterii należy

natychmiast przemyć i spłukać dotknięte obszary czystą wodą. W razie potrzeby proszę skonsultować się z lekarzem.

- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia.
- Nie należy próbować wyjmować baterii z produktu. Produkt zawiera niewymienne baterie.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w strefę źródeł światła produktu.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni, wysokiej temperatury lub czynników atmosferycznych (np. deszczu).
- Nie używać produktu, jeżeli części z tworzywa sztucznego są pęknięte, połamane lub zdeformowane. Uszkodzone części należy wymieniać tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem

może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.

1. Wyjąć produkt z opakowania.
2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

5 Ładowanie



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski. Czas ładowania wynosi ok. 3 godziny.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, produkt emituje 5 sygnałów dźwiękowych, a lampki kontrolne zaświecą się na czerwono, zanim produkt automatycznie się wyłączy. Naładować produkt.
- Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania baterii i regularnie ładować produkt.
- Produkt nie może być używany podczas ładowania.

1. Wyjąć kontroler **5** z uchwytu magnetycznego **4**.
2. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB do ładowania **12** do gniazda ładowania **9** kontrolera.
3. Aby naładować urządzenie, podłączyć większą końcówkę kabla USB do ładowania do gniazda USB odpowiedniego źródła zasilania USB (nie wchodzi w skład zestawu) (np. adapter ścienny USB, 5 V DC, 1 A).
4. W przypadku używania adaptera ściennego należy podłączyć go do gniazodka elektrycznego.

Lampki kontrolne **7** migają na zielono podczas procesu ładowania. Proces ładowania jest zakończony, gdy lampki kontrolne emitują ciągle zielone światło.

Jeśli napięcie źródła zasilania USB jest zbyt wysokie, lampki kontrolne zaświecą się szybko na czerwono, a proces ładowania nie rozpocznie się. Używać odpowiedniego źródła zasilania USB.

5. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć adapter ścienny USB od gniazdka elektrycznego i kabel USB do ładowania od gniazda ładowania.
6. Umieścić kontroler z powrotem w uchwycie magnetycznym. Upewnić się, że kontroler jest prawidłowo umieszczony w uchwycie magnetycznym. W przeciwnym razie produkt nie zadziała.

6 Montaż

1. Otworzyć zapięcia na rzepy na gumowych paskach **13**.
2. Przeciągnąć gumowe paski przez małe otwory **2** (patrz krok 1 na **rys. B**).
3. Zapiąć zapięcia na rzepy, aby przymocować gumowe paski do maski LED na twarz **3** (patrz krok 2 na **rys. B**).

7 Obsługa

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

PL

- Trybów z niebieskimi diodami LED (tryby F2 i F6) używać przez maksymalnie 10 minut na aplikację i stosować maksymalnie 3 aplikacje tygodniowo. Z pozostałych trybów można korzystać codziennie od czwartego tygodnia.

7.1 Przygotowanie

1. Naładować całkowicie produkt i założyć gumowe paski **13** (patrz rozdział „Ładowanie” i „Montaż”).
2. Dokładnie oczyścić i osuszyć twarz. Należy upewnić się, że nie ma na niej makijażu ani zanieczyszczeń, ponieważ może to zmniejszyć ilość światła przenikającego przez skórę.
3. Należy usiąść lub położyć się i umieścić maskę LED na twarz **3** tak, aby było wygodnie.
4. Przymocować maskę do twarzy za pomocą zapięć na rzep na paskach na głowę **1**, paskach pod brodę **10** i na paskach gumowych. Paski gumowe powinny być zapięte na górze na głowie użytkownika.

7.2 Przeprowadzanie sesji

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania **6**, aby włączyć produkt.
Po włączeniu produkt emituje sygnał dźwiękowy, a lampki kontrolne **7** zaświecą się na biało.
Diody LED **11** uruchamiają się. Tryb pracy „F1” jest aktywowany domyślnie.
2. Aby wybrać inny tryb pracy (F1–F7), można wielokrotnie nacisnąć przycisk wyboru trybu **8**.
Po zmianie trybu pracy produkt emituje krótki sygnał dźwiękowy.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Wybór trybów pracy”.
3. Produkt wyłącza się automatycznie po 10 minutach.
Można także w każdej chwili nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć produkt.
Po wyłączeniu produkt emituje 2 krótkie sygnały dźwiękowe.
4. Po zakończeniu sesji zdjąć maskę i nałożyć na twarz serum i/lub krem na dzień/noc.
5. Po użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt (patrz rozdział „Czyszczenie”).

7.3 Wybór trybów pracy

- Naciskać kilkakrotnie przycisk wyboru trybu **8**, aby przełączać tryby pracy (F1–F7).
- Licznik czasu pracy (10 minut) jest resetowany za każdym razem po przełączeniu na inny tryb pracy.
- Opis trybów pracy:

Tryb	LED	Najbardziej odpowiedni do
F1	Czerwony	Redukuje drobne linie, stymuluje produkcję kolagenu i poprawia krążenie krwi.
F2	Niebieski	Zmniejsza zaczerwienienia związane z trądzikiem i zanieczyszczenia, zapewnia czystsza cerę.
F3	Bursztyn	Poprawia nawilżenie skóry, koisuchą i wrażliwą skórę oraz redukuje przebarwienia i zaczerwienienia.

Tryb	LED	Najbardziej odpowiedni do
F4	Bliska podczerwień + głęboka bliska podczerwień*	Redukuje zmarszczki, zwiększa produkcję kolagenu i elastyny oraz stymuluje krążenie krwi, aby poprawić koloryt i teksturę skóry oraz uczynić ją bardziej sprężystą. Wspiera warstwy skóry powyżej skóry właściwej.
F5	Czerwień + bliska podczerwień + głęboka bliska podczerwień (widoczny jest czerwony kolor)	Łączy zalety F1 i F4: młodszej wyglądająca i jędrniejsza skóra.
F6	Niebieski + czerwień + bliska podczerwień + głęboka bliska podczerwień (widoczny jest fioletowy kolor)	Łączy zalety F1, F2 i F4: Działa przeciwstarzeniowo i zmniejsza zaczerwienienia związane z trądzikiem oraz drobne niedoskonałości, dzięki czemu skóra wygląda na bardziej vitalną, czystsza i promienną.
F7	Bursztyn + czerwień + bliska podczerwień + głęboka bliska podczerwień (widoczny jest ciemny pomarańczowy kolor)	Łączy zalety F1, F3 i F4: ukojona, młodszej wyglądająca i jędrniejsza skóra oraz bardziej wyrównany koloryt.

*W trybie F4 diody LED  nie świecą, ponieważ bliska podczerwień i głęboka bliska podczerwień są niewidoczne. Jednak aby wskazać, że tryb ten został aktywowany, w masce zapalają się 3 czerwone diody LED: jedna na czole, jedna na lewym policzku i jedna na prawym policzku.

8 Harmonogram stosowania

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Trybów z niebieskimi diodami LED (tryby F2 i F6) używać przez maksymalnie 10 minut na aplikację i stosować maksymalnie 3 aplikacje tygodniowo. Z pozostałych trybów można korzystać codziennie od czwartego tygodnia.

Podczas pierwszego użycia produktu należy postępować zgodnie z poniższym harmonogramem:

Pierwszy tydzień	Stosować raz na 3 dni każdorazowo maks. 10 minut
Drugi tydzień	Stosować raz na 2 dni każdorazowo maks. 10 minut
Trzeci tydzień	Stosować raz na 2 dni każdorazowo maks. 10 minut
Czwarty tydzień	Stosować raz dziennie maks. 20 minut

Gdy wyniki będą widoczne, należy dostosować częstotliwość do jednego lub dwóch razy w tygodniu.

9 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek ze szczeciną metalową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachle itp.
 - Do czyszczenia nie należy używać gorącej wody.
1. Wyjąć kontroler **5** z uchwytu magnetycznego **4**.
 2. Do wycierania maski LED na twarz **3** użyć wilgotnej szmatki. Następnie wytrzeć ją do sucha suchą szmatką.
 3. Po czyszczeniu umieścić kontroler z powrotem w uchwycie magnetycznym.

10 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy przechowywać w torbie do przechowywania **14** w celu zapewnienia najlepszej ochrony.

11 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	- Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany. - Upewnić się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania USB. Produkt nie działa podczas ładowania. - Upewnić się, że kontroler 5 jest prawidłowo umieszczony w uchwycie magnetycznym 4.
Produkt się nie ładuje.	- Upewnić się, że kabel USB do ładowania 12 jest prawidłowo podłączony między gniazdem ładowania 9 a źródłem zasilania USB. - Jeśli do ładowania używany jest adapter ścienny USB, należy upewnić się, że jest on kompatybilny z produktem (5 V DC, 1 A).

12 Dane techniczne

Model:	FAC08
Znamionowa moc wejściowa:	5 V === 1 A
Napięcie robocze:	3,7 V
Pojemność akumulatora:	2000 mAh (litowy)
Liczba diod LED:	120
Rodzaj ochrony:	IPX5
Waga:	315 g
Wymiary (dł. × szer. × głęb.):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Materiał:	silikon (maska) PC (pilot)

13 Utylizacja

13.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Tekturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

13.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, posiadających systemy do segregacji surowców wtórnych)



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!

Jeśli produkt nie może być już dłużej używany, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.** W ten

■ sposób zapewnia się profesjonalną utylizację zużytych urządzeń i unika negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób

przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

* oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Wskazówka: Aby wyjąć baterię, owinąć kontroler ręcznikiem i rozbić obudowę młotkiem. W celu uniknięcia obrażeń zapewnić zabezpieczenie oczu i dłoni. Należy pamiętać, że usunięcie akumulatora jest nieodwracalne.

14 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

15 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkkn.eu

Teisinė informacija

Invention Works B.V. pasilieka teisę atlikti savo gaminių ar specifikacijų pakeitimus, kuriais gerinama gaminių kokybė, didinamas naudojimo saugumas ar tobulinama gamyba. Invention Works B.V. parengta informacija paskelbiant yra teisinga ir patikima. Tačiau Invention Works B.V. neatsako už šios informacijos naudojimą. Invention Works B.V. licencija nesuteikiama nei netiesiogiai, nei pagal patentą ar patento teisę.

Be aiškaus raštiško Invention Works B.V. sutikimo draudžiama bet kokiais tiksliais ir bet kokia forma ar elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis kopijuoti ar perduoti šį dokumentą. Pasilieiname teisę keisti duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silkn Beauty Ltd. turi patentų, susijusių patentų paraiškų, prekių ženklų, autoriaus teisių ir kitos intelektualinės nuosavybės, kurie yra šio dokumento objektas. Jei nėra atskiro raštiško susitarimo su Silkn Beauty Ltd., šiuo dokumentu jums nesuteikiama licencija naudoti šiuos patentus, prekių ženklus, autoriaus teises ir kitas intelektualinės nuosavybės teises. Pasilieiname teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.

LT

Silk'n pavadinimas ir Silk'n logotipas yra registruoti Silkn Beauty Ltd. prekių ženklai.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nyderlandai
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Turinys

I	Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys	212
2	Bendroji informacija	212
2.1	Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą	212
2.2	Simbolių paaiškinimas	212
3	Sauga	213
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	213
3.2	Saugos nurodymai	213
4	Gaminio ir komplekto tikrinimas	217
5	Įkrovimas	217
6	Montavimas	218
7	Valdymas	218
7.1	Pasiruošimas	218
7.2	Procedūra	218
7.3	Naudojimo režimų pasirinkimas	219
8	Naudojimo planas	221
9	Valymas	221
10	Laikymas	222
11	Trikčių paieška	222
12	Techniniai duomenys	222
13	Šalinimas	223
13.1	Pakuotės šalinimas	223
13.2	Gaminio šalinimas	223
14	Garantijos informacija	224
15	Klientų aptarnavimo skyrius	224

I Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1 Galvos juostelė, 2× | 8 Režimo mygtukas |
| 2 Maža anga, 2× | 9 Įkrovimo lizdas |
| 3 Šviesos diodų veido kaukė | 10 Smakro juostelė, 2× |
| 4 Magnetinis laikiklis | 11 Šviesos diodų šviesos |
| 5 Valdymo pultas | 12 USB įkrovimo laidas |
| 6 Įjungimo / išjungimo mygtukas | 13 Guminė juostelė, 2× |
| 7 Kontrolinė lemputė, 3× | 14 Laikymo maišelis |

2 Bendroji informacija

2.1 Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą



Tai yra „LED Face Mask Pro“ (toliau – gaminys) vartotojo vadovas. Jame pateikiama svarbios informacijos apie gaminio naudojimo pradžią ir naudojimą.

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Ypač atidžiai perskaitykite saugos nurodymus. Nesilaikant vartotojo vadovo galima patirti sužalojimų arba gali būti pažeistas gaminys. Vartotojo vadovas paremtas Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje taikomais standartais ir taisyklėmis. Užsienyje laikykitės naudojimo šalyje galiojančių direktyvų ir teisės aktų. Saugokite vartotojo vadovą galimam vėlesniam naudojimui. Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, būtinai kartu perduokite ir vartotojo vadovą.

2.2 Simbolių paaiškinimas

Šiame vartotojo vadove, ant gaminio ar pakuotės pateikiami toliau aprašyti simboliai ir signaliniai žodžiai.

ĮSPĖJIMAS!

Šiuo signaliniu žodžiu / simboliu žymimas vidutinio rizikingumo pavojus, kurio neišvengus, galima patirti mirtį ar sunkų sužalojimą.

NURODYMAS!

Šis signalinis žodis įspėja apie galimą materialinę žalą.



Šiuo signaliniu simboliu žymima naudinga, papildoma informacija apie gaminio naudojimą.



Perskaitykite vartotojo vadovą.



Atitikties deklaracija. Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Europos ekonominės erdvės reikalavimus.



Šiuo simboliu pažymėti įrenginiai pritaikyti naudoti tik buityje (sausose patalpose).



Nuolatinė srovė.

3 Sauga

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Gaminys skirtas pagerinti odos spindesį, elastingumą ir tekstūrą, sumažinti raukšlių, smulkių linijų ir pigmentacijos matomumą. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui ir neskirtas komerciniam naudojimui. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali sukelti žalos turtui ar žmonėms. Gamintojas neatsako už žalą ir sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.

3.2 Saugos nurodymai



ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Gaminį naudokite tik su kartu pateiktu USB įkrovimo laidu.
- Gaminį galima naudoti tik esant saugiai itin žemai įtampai, vadovaujantis ženklais ant pačio gaminio.
- Nepradėkite naudoti gaminio, jei jis pažeistas

arba pažeistas USB įkrovimo laidas.

- Nebandykite atidaryti gaminio korpuso, o remonto darbus patikėkite specialistams. Tuo tikslu kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Dėl savavališkai atlikto remonto, netinkamo prijungimo ar netinkamo naudojimo prarandama teisė reikalauti atsakomybės ir garantijos.
- Remontui gali būti naudojamos tik pradinis įrenginio duomenis atitinkančios dalys. Šiame gaminyje yra elektrinių ir mechaninių dalių, būtinų apsaugai nuo pavojaus šaltinių.
- Nenardinkite gaminio ar USB įkrovimo laido į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite juos nuo vandens.
- Visada išjunkite gaminį, jei jo nenaudojate ar jį valote arba įvyko triktis. Kai gaminio nekraunate, būtinai atjunkite USB įkrovimo laidą.
- Jokiu būdu neimkite USB įkrovimo laido šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Nekiškite į gaminį jokių daiktų.
- Saugokite visas gaminio dalis nuo atviros liepsnos ir karštų paviršių.
- USB įkrovimo laidą nutieskite taip, kad nekiltų pavojus už jo užkliūti.
- USB įkrovimo laido netraukite iš maitinimo bloko už paties laido, bet visada imkite už kištuko.

- USB įkrovimo laido nesulenkite ir nedėkite virš aštrių briaunų.
- Gaminį naudokite tik patalpose.
- Nenaudokite gaminio, kol jis įkraunamas.

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Šį gaminį draudžiama naudoti ribotų fizinių, sensorinių ir protinių gebėjimų asmenims arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta su naudojimu susijusius pavojus. Gaminys neskirtas žaisti vaikams. Vaikams draudžiama valyti gaminį ir atlikti naudotojo techninės priežiūros darbus.
- Neprileiskite vaikų prie gaminio ir USB įkrovimo laido.
- Gaminį draudžiama naudoti nėščiosioms, vaikams, žmonėms, sergantiems epilepsija, skydliaukės ligomis, fotodermatitu arba vartojantiems skydliaukei ar fotodermatitui gydyti skirtus vaistus.
- Gaminio negalima naudoti, jei naudotojas turi odos ligų arba avarijose patirtų, pooperacinių ar pūluojančių žaizdų.
- Mėlyną šviesos diodą (F2 ir F6 režimas) naudokite ne ilgiau kaip 10 minučių ir ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę. Visus kitus režimus galima naudoti kasdien nuo ketvirtos savaitės.

- Jei nesate tikri, ar galite naudoti gaminį, kreipkitės į savo gydytoją.
- Jei patiriate neįprastų reakcijų (pvz., niežėjimą arba nemalonų uždegimą) arba oda nemaloniai įkaista, nedelsdami nustokite naudoti gaminį.
- Netinkamai naudojant gaminį gali ištekti akumuliatoriaus skystis – saugokitės sąlyčio su juo. Iš baterijų ištekėjęs skystis gali dirginti ir ėsdinti.
- Baterijos skysčiui patekus ant odos, į akis ar ant gleivinės, nedelsdami nuplaukite sąlyčio vietas švarius vandeniu. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
- Jokiu būdu baterijų neardykite, neįjunkite trumpuoju jungimu ir nemeskite į ugnį.
- Nebandykite iš gaminio išimti akumuliatoriaus. Šiame gaminyje esantis akumuliatorius nekeičiamas.
- Nežiūrėkite tiesiai į gaminio skleidžiamos šviesos šaltinio sritį.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Saugokite gaminį nuo atviros ugnies, karštų paviršių, aukštos temperatūros ar oro reiškinių (pvz., lietaus) poveikio.
- Nebenaudokite gaminio, jei sutrūko, sulūžo ar deformavosi plastikinės dalys. Pažeistas dalis keiskite tik analogiškais originaliomis atsarginėmis dalimis.

4 Gaminio ir komplekto tikrinimas

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Neatsargiai atidarydami pakuotę aštriu peiliu ar kitu smailiu daiktu, galite pažeisti gaminį. Atidarydami pakuotę būkite atsargūs.
1. Išimkite gaminį iš pakuotės.
 2. Įsitikinkite, ar patiektaime komplekte nieko netrūksta (žr. **A pav.**).
 3. Patikrinkite, ar gaminys bei atsarginės dalys nepažeisti. Jei yra pažeidimų, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

5 Įkrovimas



- Prieš pirmąjį naudojimą bei esant mažai akumulatoriaus galiai, gaminį įkraukite iki galo. Įkrovimas trunka apie 3 val.
- Esant mažai akumulatoriaus galiai, gaminys 5 kartus pypiteli, o kontrolinė lemputė šviečia raudonai, po to gaminys automatiškai išsijungia. Įkraukite gaminį.
- Jei gaminį ilgesnį laiką laikote nenaudojamą, reguliariai patikrinkite baterijos būseną ir įkraukite ją.
- Kol gaminys įkraunamas, jo naudoti negalima.

1. Išimkite valdymo pultą **5** iš magnetinio laikiklio **4**.
2. Smulkesnį USB įkrovimo laido **12** galą įkiškite į valdymo pulto įkrovimo lizdą **9**.
3. Didesnį USB įkrovimo laido galą įkiškite į tinkamo USB maitinimo šaltinio (nepridėto) USB lizdą (pvz., USB sieninį adapterį, 5 V DC, 1 A).
4. Jei naudojate sieninį adapterį, įstatykite jį į tinklo kištukinį lizdą. Įkrovimo metu kontrolinė lemputė **7** mirksi žaliai. Įkrovimas užbaigtas, kai kontrolinė lemputė pradeda nepertraukiamai šviesti žaliai.

Jei USB maitinimo šaltinio įtampa yra per didelė, kontrolinės lemputės greitai užsidega raudonai, o įkrovimo procesas neprasideda. Naudokite tinkamą USB maitinimo šaltinį.

5. Jei įkrovimas užbaigtas, ištraukite USB sieninį adapterį iš tinklo kištukinio lizdo ir atjunkite USB įkrovimo laidą nuo įkrovimo lizdo.
6. Grąžinkite valdymo pultą vėl ant magnetinio laikiklio. Įsitikinkite, kad valdymo pultas teisingai įdėtas ant magnetinio laikiklio. Priešingu atveju gaminys neveiks.

6 Montavimas

1. Atsekite guminių juostelių **13** lipukus.
2. Ištraukite gumines juosteles pro mažas angas **2** (žr. 1 žingsnį **B pav.**).
3. Kad pritvirtintumėte gumines juosteles prie šviesos diodų veido kaukės **3**, užsekite lipukus (žr. 2 veiksmą **B pav.**).

7 Valdymas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Mėlyną šviesos diodą (F2 ir F6 režimas) naudokite ne ilgiau kaip 10 minučių ir ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę. Visus kitus režimus galima naudoti kasdien nuo ketvirtos savaitės.

7.1 Pasiruošimas

1. Iki galo įkraukite gaminį ir įverkite gumines juosteles **13** (žr. skyrius „Įkrovimas“ ir „Montavimas“).
2. Kruopščiai nuplaukite ir nusausinkite veidą. Patikrinkite, ar ant jo neliko makiažo ar nešvarumų, nes dėl jų gali sumažėti į odą prasiskverbianti šviesos kiekis.
3. Atsisėskite arba atsigulkite ir užsidėkite šviesos diodų veido kaukę **3** ant veido taip, kad jaustumėtės patogiai.
4. Užsidėkite kaukę ant veido užsegdami galvos juostelių **1**, smakro juostelių **10** ir guminių juostelių lipukus. Guminės juostelės turėtų būti užveržtos ties viršugalviu.

7.2 Procedūra

1. Kad įjungtumėte gaminį, palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką **6**.

Ijungus gaminį pasigirsta ilgas pyptelėjimas, o kontrolinės lemputės **7** pradeda šviesti baltai.

Išjungia šviesos diodų šviesos **11**. Standartiškai būna suaktyvintas naudojimo režimas „F1“.

2. Jei norite, kelis kartus paspauskite režimo mygtuką **8**, kad pasirinktumėte kitą naudojimo režimą (F1–F7).

Naudojimo režimui pasikeitus, gaminys trumpai pypteli.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudojimo režimų pasirinkimas“.

3. Gaminys automatiškai išsijungia po 10 minučių.

Bet jei norite bet kuriuo metu išjungti gaminį, galite palaikyti nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.

Giminiui išsijungiant pasigirsta 2 trumpi pyptelėjimai.

4. Baigę procedūrą, nuimkite kaukę ir patepkite veidą serumu ir (arba) dieniniu ar naktiniu kremu.

5. Po naudojimo kruopščiai išvalykite gaminį (žr. skyrių „Valymas“).

7.3 Naudojimo režimų pasirinkimas

- Pakartotinai paspauskite režimo mygtuką **8**, kad galėtumėte pasirinkti naudojimo režimus (F1–F7).
- Kiekvieną kartą jums perjungiant kitą naudojimo režimą, naudojimo laikmatis (10 minučių) grąžinamas į pradinę padėtį.
- Naudojimo režimų aprašymas:

Režimas	Šviesos diodas	Paskirtis
F1	Raudonas	Sumažina smulkias raukšles, skatina kolageno gamybą ir gerina kraujotaką.
F2	Mėlynas	Mažina su akne susijusį paraudimą ir dėmeles, skaistina veido odą.
F3	Geltona	Gerina odos drėgmę, ramina sausą ir jautrią odą, mažina pigmentaciją ir paraudimą.

Režimas	Šviesos diodas	Paskirtis
F4	Artimieji infraraudonieji spinduliai + artimieji infraraudonieji spinduliai*	Mažina raukšles, skatina kolageno ir elastino gamybą, stimuliuoja kraujotaką, todėl pagerėja odos tonusas ir tekstūra, ji tampa elastingesnė. Skatina giliuosius po derma esančius odos sluoksnius.
F5	Raudonas + artimieji infraraudonieji spinduliai + giliai artimieji infraraudonieji spinduliai (galite matyti raudoną spalvą)	Sujungiami F1 ir F4 režimų privalumai: Jaunesnei ir stangresnei odai.
F6	Mėlyna + Raudona + artimieji infraraudonieji spinduliai + giliai artimieji infraraudonieji spinduliai (galite matyti violetinę spalvą)	Sujungiami F1, F2 ir F4 režimų privalumai: Jaunina odą, mažina su akne susijusį paraudimą ir nedidelius trūkumus, todėl oda atrodo gyvybingesnė, švaresnė ir labiau švytinti.
F7	Geltona + Raudona + artimieji infraraudonieji spinduliai + giliai artimieji infraraudonieji spinduliai (galite matyti tamsiai oranžinę spalvą)	Sujungiami F1, F3 ir F4 režimų privalumai: Ramina, jaunina ir stangrina odą, suteikia jai jaunatvišką išvaizdą ir tolygesnį atspalvį.

*F4 režimu šviesos diodų šviesos **II** nešviečia, nes artimieji infraraudonieji ir giliai artimieji infraraudonieji spinduliai yra nematomi. Tam, kad būtų aišku, jog šis režimas įjungtas, kaukėje užsidega 3 raudonos šviesos diodų šviesos: viena ant kaktos, viena ant

kairiojo skruosto ir viena ant dešiniojo skruosto.

8 Naudojimo planas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Mėlyną šviesos diodą (F2 ir F6 režimas) naudokite ne ilgiau kaip 10 minučių ir ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę. Visus kitus režimus galima naudoti kasdien nuo ketvirtos savaitės.

Naudodami gaminį pirmą kartą, laikykitės toliau pateikto grafiko:

Pirma savaitė	Kas 3 dienas po vieną kartą iki 10 minučių
Antra savaitė	Kas 2 dienas po vieną kartą iki 10 minučių
Trečia savaitė	Kas 2 dienas po vieną kartą iki 10 minučių
Ketvirta savaitė	Kasdien po vieną kartą iki 20 minučių

Pasirodžius rezultatus, pakeiskite dažnumą iki vieno ar dviejų kartų per savaitę.

9 Valymas

ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Prieš valydami gaminį, būtinai atjunkite jį nuo elektros srovės šaltinio.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, šepėčių metaliniais šeriais ir aštrių ar metalinių valymo įrankių, pavyzdžiui, peilių, kietų mentelių ir pan.

- Neplaukite karštu vandeniu.

1. Išimkite valdymo pultą **5** iš magnetinio laikiklio **4**.
2. Šviesos diodų veido kaukei **3** nuvalyti naudokite drėgną šluostę. Po to nusauskite sausa šluoste.
3. Po valymo grąžinkite valdymo pultą vėl ant magnetinio laikiklio.

10 Laikymas

Prieš padėdami gaminį laikyti, įsitikinkite, kad visos dalys yra sausas.

- Gaminį laikykite švarioje, sausoje ir nuo karščio bei tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kad gaminys būtų visiškai nepažeidžiamas, saugokite jį tam skirtame laikymo maišelyje **14**.

11 Trikčių paieška

Tam tikros problemos gali būti sukeltos nedidelių trikčių, kurias galite pašalinti patys. Tuo tikslu laikykitės tolesnėje lentelėje pateiktų nurodymų. Jei problemos pašalinti nepavyko, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Nebandykite remontuoti gaminio patys.

Triktis	Galima priežastis ir sprendimas
Gaminys neveikia.	• Įsitikinkite, ar gaminys tinkamai įkrautas. • Įsitikinkite, kad gaminys neprijungtas prie USB elektros srovės šaltinio. Kol yra įkraunamas, gaminys neveikia. • Įsitikinkite, kad valdymo pultas 5 teisingai įdėtas ant magnetinio laikiklio 4.
Gaminio nepavyksta įkrauti.	• Įsitikinkite, kad USB įkrovimo laidas 12 tinkamai prijungtas prie įkrovimo lizdo 9 ir USB elektros srovės šaltinio. • Jei gaminiui įkrauti naudojate USB sieninį adapterį, patikrinkite, ar jis suderinamas su gaminiu (5 V DC, 1 A).

12 Techniniai duomenys

Modelis:

FAC08

Vardinė įvesties galia:

5 V === 1 A

Darbinė įtampa:	3,7 V
Akumuliatoriaus talpa:	2 000 mAh, (ličio)
Šviesos diodų šviesų kiekis:	120
Apsaugos klasė:	IPX5
Svoris:	315 g
Matmenys (l × P × G):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Medžiaga:	Silikonas (kaukė) PC (nuotolinis valdymas)

13 Šalinimas

13.1 Pakuotės šalinimas



Šalinkite pakuotę pagal rūšį. Popierių ir kartoną pridukite su popieriaus atliekomis, o plėveles – su perdirbamomis atliekomis.

13.2 Gaminio šalinimas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra panašios perdirbamų atliekų rūšiavimo sistemos)



Senų prietaisų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis!

Jei gaminys nebegali būti naudojamas, **šalinkite jį laikydamiesi šalies ar regiono atliekų tvarkymo taisyklių**. Šitaip užtikrinsite, kad naudotos įrangos atliekos bus sutvarkytos tinkamai ir negalės pakenkti aplinkai. Todėl elektros įranga pažymėta šiuo

simboliu.

Draudžiama išmesti baterijas ir akumuliatorius su buitinių atliekomis!



Teisės aktai jus, kaip galutinį naudotoją, įpareigoja visus akumuliatorius ir baterijas priduoti savivaldybės / seniūnijos atliekų surinkimo punkte ar pardavėjui, kad jų atliekos būtų sutvarkytos tinkamai, nepriklausomai nuo to, ar juose yra pavojingų medžiagų* ar ne.

Įsitinkite, kad akumuliatorius yra išsikrovęs ir pridukite visą gaminį (su akumuliatoriumi) į surinkimo punktą!

* žymėjimas: Cd = kadmio, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas

Pastaba. Jei norite išimti akumuliatorių, valdymo pultą apvyniokite rankšluosčiu ir plaktuku sulaužykite korpusą. Apsaugokite akis ir rankas, kad nesusižalotumėte. Atminkite, kad išėmus akumuliatorių atgal jo įdėti nebus galima.

14 Garantijos informacija

Šiam gaminiui pagal Europos taisykles ir teisės aktus suteikiama 2 metų garantija. Šiam gaminiui suteikiama garantija taikoma tik defektams, atsiradusiems dėl gamybos klaidų. Jei norite pareikšti pretenzijas dėl garantijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Gali būti, kad jam pavyks išspręsti problemas ir nereikės siųsti gaminio į parduotuvę ar mūsų techninės priežiūros centrą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti!

15 Klientų aptarnavimo skyrius

Daugiau informacijos apie Silk'n gaminius rasite savo regiono interneto svetainėje: www.silkn.eu. Jei įrenginys yra pažeistas, turi trūkumų, reikia remonto arba mūsų pagalbos, kreipkitės į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Šį naudotojo vadovą galite atsisiųsti kaip PDF failą iš www.silkn.eu.

Priežiūros Nr.: +31 (0)180-330550

El. paštas: info@silkn.eu

Jogi nyilatkozat

A Invention Works B.V. fenntartja magának a jogot, hogy teljesítménynövelési, üzembiztonsági vagy gyárthatósági szempontokból a termékein vagy a specifikáción változtatásokat végezhesen. A Invention Works B.V. által rendelkezésre bocsátott információk a közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatónak tekinthetők. Felhasználásukat illetően a Invention Works B.V. mindazonáltal semmiféle felelősséget nem vállal. Sem hallgatólagosan, sem a Invention Works B.V. szabadalma, sem szabadalmi joga nem nyújt engedélyt.

A dokumentum egyetlen része sem, semmilyen formában, sem elektronikus, sem mechanikus eszközzel semmilyen célra nem sokszorosítható és nem továbbítható a Invention Works B.V. határozott írásos engedélye nélkül. Az adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

HU A Silkn Beauty Ltd. rendelkezik olyan szabadalmakkal, valamint függőben levő szabadalmi bejelentésekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb jogokkal, amelyek a dokumentum tárgyát képezik. A dokumentum rendelkezésre bocsátásával semmiképpen nem kap semmilyen engedélyt ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra, hacsak azt a Silkn Beauty Ltd. céggel kötött írásos megállapodás nem szabályozza. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silk'n és a Silk'n logó a Silkn Beauty Ltd. bejegyzett védjegye.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollandia

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Tartalomjegyzék

1	A csomag tartalma/a készülék részei	227
2	Általános tudnivalók	227
2.1	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást	227
2.2	Jelölések magyarázata	227
3	Biztonság	228
3.1	Rendeltetésszerű használat	228
3.2	Biztonsági utasítások	228
4	A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	232
5	Töltés	233
6	Összeszerelés	233
7	Működés	234
7.1	Előkészítés	234
7.2	A program végrehajtása	234
7.3	Működési módok kiválasztása	235
8	Alkalmazási terv	236
9	Tisztítás	237
10	Tárolás	237
11	Hibakeresés	238
12	Műszaki adatok	238
13	Ártalmatlanítás	239
13.1	A csomagolás leselejtezése	239
13.2	A termék leselejtezése	239
14	Jótállási információk	240
15	Ügyfélszolgálat	240

I A csomag tartalma/a készülék részei

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 Fejpánt, 2× | 8 Üzem módválasztó gomb |
| 2 Kis méretű nyílás, 2× | 9 Töltőcsatlakozó |
| 3 LED-es arcmaszka | 10 Állpánt, 2× |
| 4 Mágneses tartó | 11 LED-lámpák |
| 5 Vezérlő | 12 USB töltőkábel |
| 6 Be/Ki gomb | 13 Gumipánt, 2× |
| 7 Jelzőlámpák, 3× | 14 Tárolótáska |

2 Általános tudnivalók

2.1 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást



Ez a használati utasítás a LED Face Mask Pro (a továbbiakban: „termék”) tartozéka. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és használattal kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa

el a használati utasítást. Ez különösen vonatkozik a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati utasítás az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati utasítást is.

2.2 Jelölések magyarázata

A használati utasításban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÚTMUTATÁS!

Ez a figyelmeztetés a lehetséges anyagi károkra vonatkozik.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.



Olvassa el a használati utasítást.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi jogszabályát.



Az ilyen jellel jelölt készülékek csak háztartási használatra (száraz beltér) alkalmasak.



Egyenáram.

3 Biztonság

3.1 Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag bőr ragyogásának, rugalmasságának és textúrájának a javítására, valamint a ráncok, a finom vonalak és a pigmentáció csökkentésére tervezték. Kizárólag magáncélú használatra készült, professzionális használatra nem alkalmas. A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vezethet. A gyártó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

3.2 Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- A terméket csak a mellékelt USB-töltőkábellel használja.
- A termék a rajta található jelölésnek megfelelően kizárólag rendkívül alacsony feszültséggel működtethető.
- Ne helyezze üzembe a terméket, ha sérülést

lát rajta, vagy ha az USB-töltőkábel meghibásodott.

- Ne nyissa fel a készülék házát, bízza szakemberre a javítást. Ezzel forduljon az ügyfélszolgálathoz. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Nem merítse a terméket vagy az USB-töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba. Tartsa ezeket víztől távol.
- Ha nem használja, ha tisztítja vagy ha üzem-zavar lép fel, kapcsolja ki a terméket. Mindig válassza le az USB-töltőkábelt, amikor nem tölti a terméket.
- Soha ne érjen az USB-töltőkábelhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ne dugjon tárgyakat a készülékházba.
- A terméket és tartozékait tartsa távol a nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy vezesse az USB-töltőkábelt, hogy senki ne essen el benne.
- Az USB-töltőkábelt ne a kábelnél, hanem

mindig a kábel dugójánál fogva húzza ki az USB-csatlakozóból.

- Ne törje meg az USB-töltőkábelt, és ne helyezze éles szegélyekre.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja.
- Ne használja a terméket töltés közben.

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, továbbá a kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják ezt a terméket, ha eligazítást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették a használattal kapcsolatos veszélyeket. Gyermek nem játszhat a termékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást nem hajthatják végre gyermekek.
- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől és az USB-töltőkábeltől.
- A terméket nem használhatják várandós nők, gyermekek, epilepsziában szenvedők, pajzsmirigybetegek, pajzsmirigy-gyógyszert szedő személyek, fotoallergiában szenvedő, illetve fotoallergiás kezelésére szolgáló gyógyszert szedő személyek.
- A termék nem használható bőrbetegségek, gennyesedés, baleset következtében fellépő és műtét utáni sebek esetén.

- A kék LED fényt tartalmazó üzemmódokat (F2 és F6 üzemmódok) kezelésként legfeljebb 10 percig, hetente pedig legfeljebb 3 alkalommal használja. Minden más mód a negyedik héttől kezdve naponta használható.
- Forduljon orvosához, ha nem lenne biztos benne, hogy használhatja-e a terméket.
- Ha rosszul érezné magát, bármilyen rendellenes reakciót tapasztalna (pl. viszketés vagy kellemetlen gyulladások), illetve bőre kellemetlenül felmelegedne, akkor azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Szakszerűtlen használat esetén az akkumulátorból folyadék szivároghat – kerülje az ezzel való érintkezést. Az akkumulátorokból kilépő folyadék irritációt vagy marási sérüléseket okozhat.
- A bőr, szem vagy nyálkahártya akkumulátorfolyadékkal történő érintkezése esetén haladéktalanul mossa le és öblítse le tiszta vízzel az érintett területeket. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorokat tilos szétszerelni, rövidre zárni vagy tűzbe dobni.
- Ne próbálja meg kiszedni az akkumulátort a termékből. Ez a termék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyek nem cserélhetők.

- Ne nézzon közvetlenül a termék fényforrás területére.

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Tartsa távol a terméket a nyílt lángtól, forró felületektől, magas hőmérséklettől vagy időjárási hatásoktól (pl. eső).
- Ne használja a terméket, ha a műanyag részek megrepedtek, eltörték vagy deformálódtak. A sérült elemeket kizárólag eredeti cserealkatrészekkel pótolja.

4 **A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése**

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Győződjön meg a csomag hiánytalanságáról (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

5 Töltés



- Az első használat előtt és alacsony akkumulátor-töltöttség esetén töltsse fel teljesen a terméket. A töltési idő kb. 3 óra.
- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a termék 5 hangjelzést ad, a jelzőlámpák pirosan világítanak, majd a termék automatikusan kikapcsol. Töltsse fel a terméket.
- A termék hosszabb ideig történő tárolása esetén ellenőrizni kell az akkumulátor töltöttségi szintjét és rendszeresen fel kell tölteni a terméket.
- Töltés közben a termék nem használható.

1. Vegye ki a vezérlőt (5) a mágneses tartóból (4).
2. Dugja az USB-töltőkábel (12) kisebb végét a vezérlő töltőcsatlakozójába (9).
3. A töltés érdekében csatlakoztassa az USB-töltőkábel nagyobb végét egy megfelelő USB-áramforrás (nincs mellékelve) (pl. USB fali adapter, 5 V DC, 1 A) USB-csatlakozójához.
4. Fali adapter használata esetén kérjük, dugja be a konnektorba. A jelzőlámpák (7) a töltési folyamat alatt zöld színnel villognak. A töltési folyamat akkor fejeződik be, ha a jelzőlámpák folyamatosan zöld színnel világítanak.

HU

Ha az USB-áramforrás feszültsége túl magas, a jelzőlámpák gyorsan pirosan villognak, és a töltési folyamat nem indul el. Kérjük, használjon megfelelő USB-áramforrást.

5. Ha a töltési folyamat lezárult, húzza ki a fali USB-adaptert a konnektorból, és válassza le az USB-töltőkábelt a töltőcsatlakozóról.
6. Helyezze vissza a vezérlőt a mágneses tartóba. Biztosítsa, hogy a vezérlő megfelelően helyezkedjen el a mágneses tartóban. Ellenkező esetben a termék nem fog működni.

6 Összeszerelés

1. Nyissa ki a tápőzárat a gumipántokon (13).
2. Húzza át a gumipántokat a kis méretű nyílásokon (2) (lásd a **B. ábra** 1. lépését).
3. Zárja le a tápőzárat a gumipántok LED-es arcmaszakra (3) történő rögzítéséhez (lásd a **B. ábra** 2. lépését).

7 Működés

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A kék LED fényt tartalmazó üzemmódokat (F2 és F6 üzemmódok) kezelésként legfeljebb 10 percre, hetente pedig legfeljebb 3 alkalommal használja. Minden más mód a negyedik héttől kezdve naponta használható.

7.1 Előkészítés

1. Töltse fel teljesen a terméket, és rögzítse a gumipántokat **13** (lásd a „Töltés” és „Összeszerelés” c. fejezetet).
2. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az arcát. Ügyeljen arra, hogy ne legyen rajta semmilyen smink vagy szennyeződés, mivel ez csökkentheti a bőrbe hatoló fény mennyiségét.
3. Üljön vagy feküdjön le, és helyezze a LED-es arcmaszkot **3** az arcára úgy, hogy kényelmes legyen.
4. Rögzítse a maszkot az arcához a fejpántok **1**, az állpántok **10** és a gumipántok tépőzáras rögzítőinek segítségével. A gumipántokat a fejtetőn kell összekapcsolni.

7.2 A program végrehajtása

1. A termék bekapcsolásához tartsa lenyomva a Be/Ki gombot **6**. Bekapcsoláskor a termék egy sípoló hangjelzést ad ki, és a jelzőlámpák **7** fehér színnel világítanak. A LED-lámpák **11** felkapcsolnak. Az „F1” működési mód alapértelmezés szerint aktivált állapotban van.
2. Ha kívánja, nyomja meg többször az üzemmódválasztó gombot **8** egy másik üzemmód kiválasztásához (F1–F7). A működési mód megváltoztatásakor a termék rövid sípoló hangjelzést ad ki. További információkért lásd a „Működési módok kiválasztása” című fejezetet.
3. A termék 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ugyanakkor a Be/Ki gomb lenyomásával és lenyomva tartásával bármikor ki lehet kapcsolni a terméket. A termék kikapcsoláskor 2 rövid sípoló hangjelzést ad.
4. A kezelés után vegye le a maszkot, és kenje be az arcát szérummal és/vagy nappali/éjszakai krémmel.

5. Használat után alaposan tisztítsa meg a terméket (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

7.3 Működési módok kiválasztása

- Nyomja meg ismétlődően az üzemmódválasztó gombot **8** a működési módok (F1–F7) közötti váltáshoz.
- A működési időzítő (10 perc) a másik működési módra való átkapcsoláskor mindig visszaállításra kerül.
- A működési módok leírása:

Működési mód	LED	Leginkább a következő műveletre alkalmas:
F1	Piros	Csökkenti a finom ráncokat, stimulálja a kollagéntermelést és javítja a vérkeringést.
F2	Kék	Csökkenti az aknéval kapcsolatba hozható bőrpírt és foltokat, és tisztább arc bőrt biztosít.
F3	Borostyán	Javítja a bőr nedvességtartalmát, nyugtatja a száraz és érzékeny bőrt, csökkenti a pigmentációt és a bőrpírt.
F4	Közeli infravörös + mély közeli infravörös*	Csökkenti a ráncokat, fokozza a kollagén- és elasztintermelést, serkenti a vérkeringést, ezzel javítva a bőr tónusát, textúráját és rugalmasságát. Ezenfelül támogatja a dermisz alatti bőrreégeket.
F5	Vörös + közeli infravörös + mély közeli infravörös (vörösként látható)	Az F1 és az F4 előnyeit egyesíti: fiatalosabb és feszesebb bőrt eredményez.

Működési mód	LED	Leginkább a következő műveletre alkalmas:
F6	Kék + vörös + közeli infravörös + mély közeli infravörös (ibolyaszínként látható)	Az F1, F2 és az F4 előnyeit egyesíti: Csökkenti a bőr öregedését, valamint a pattanások okozta bőrpírt és a kisebb bőrhibákat, így a bőr élettelebbnek, tisztábbnak és ragyogóbbnak tűnik.
F7	Borostyánsárga + vörös + közeli infravörös + mély közeli infravörös (sötét narancssárgaként látható)	Az F1, F3 és az F4 előnyeit egyesíti: A nyugodtabb, fiatalosabbnak és feszesebbnek tűnő bőrért és egyenletesebb bőrtónusért.

*F4 üzemmódban a LED-lámpák  nem világítanak, mivel a közeli infravörös és a mély közeli infravörös nem látható. Az üzemmód aktiválásának jelzésére azonban 3 piros LED-lámpa világít a maszkon: egy a homlokán, és egy-egy az arc bal és jobb oldalán.

8 Alkalmazási terv

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A kék LED fényt tartalmazó üzemmódokat (F2 és F6 üzemmódok) kezelésenként legfeljebb 10 percre, hetente pedig legfeljebb 3 alkalommal használja. Minden más mód a negyedik héttől kezdve naponta használható.

A termék első használata során kövesse a következő ütemtervet:

Első hét	3 naponta egyszeri használat, max. 10 percre
Második hét	2 naponta egyszeri használat, max. 10 percre
Harmadik hét	2 naponta egyszeri használat, max. 10 percre
Negyedik hét	Naponta egyszeri használat, max. 20 percre

Ha már lát eredményeket, akkor módosítsa a gyakoriságot heti egy vagy két alkalomra.

9 Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az áramforrásról.

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém sörtéjű keféket, illetve olyan éles vagy fém tisztítóeszközöket, mint kés, kemény spatula és más hasonló eszközök.
- A tisztításhoz ne használjon forró vizet.

HU

1. Vegye ki a vezérlőt  a mágneses tartóból .
2. Kérjük, hogy a LED-es arcmaszk  letörléséhez nedves ruhát használjon. Ezután törölje szárazra egy száraz kendővel.
3. A tisztítás után kérjük, helyezze vissza a vezérlőt a mágneses tartóba.

10 Tárolás

A tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A terméket hőtől és közvetlen napfénytől védett tiszta és száraz helyen tárolja.
- A terméket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.
- A lehető legjobb védelem érdekében tartsa a terméket a tárolótáskában .

11 Hibakeresés

Lehet, hogy bizonyos problémák csak olyan kisebb mértékű zavart okoznak, amelyeket Ön is el tud hárítani. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat. Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne próbálkozzon saját maga a termék javításával.

Hiba	Lehetséges ok és elhárítás
A termék nem működik.	• Győződjön meg róla, hogy a termék szabályszerűen fel van töltve. • Győződjön meg róla, hogy a termék nincs USB-áramforráshoz csatlakoztatva. A termék nem működik töltés közben. • Biztosítsa, hogy a vezérlő 5 megfelelően helyezkedjen el a mágneses tartóban 4.
A termék nem tölthető.	• Győződjön meg róla, hogy az USB-töltőkábel 12 biztosan csatlakozik a töltőcsatlakozóhoz 9 és az USB-áramforráshoz. • Ha töltésre USB-fali adaptert használ, ügyeljen arra, hogy az kompatibilis legyen a termékkel (5 V DC, 1 A).

HU

12 Műszaki adatok

Modell:	FAC08
Névleges bemenőteljesítmény:	5 V === 1 A
Üzemi feszültség:	3,7 V
Akkumulátorkapacitás:	2000 mAh (lítium)
LED lámpák száma:	120
Védelem típusa:	IPX5
Tömeg:	315 g
Méret (ho × szé × mé):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Anyag:	Szilikon (maszk) PC (távírányító)

13 Ártalmatlanítás

13.1 A csomagolás leselejtezése



A csomagolást a szelektív hulladékgyűjtőben ártalmatlanítsa. A kartont és a papírt a papír, a fóliát a műanyag gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

13.2 A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



Az elhasznált készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva kell leselejtezni!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, **azt az országában érvényes rendelkezéseknek megfelelően selejtezze le.**

Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!



Végfelhasználóként Ön törvényileg kötelezett arra, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy azok tartalmazznak-e veszélyes anyagokat* vagy sem – településének/kerületének gyűjtőhelyén vagy egy kereskedőnél adjon le azok környezetbarát módon történő ártalmatlanítása érdekében.

Vigye a teljes terméket (az akkumulátorral együtt) a gyűjtőhelyére, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült!

*a következő jelzéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Megjegyzés: Amennyiben el akarja távolítani az akkumulátort, tekerjen egy törülközőt a vezérlő köré, és kalapáccsal verje szét a burkolatot. Ügyeljen arra, hogy a szemét és a kezét védje, a sérülések elkerülése érdekében. Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor eltávolítása nem visszafordítható.

14 Jótállási információk

A termékhez az európai szabályozásoknak és törvények szerint 2 éves jótállás tartozik. A termék esetében a jótállás gyártási hiba által okozott műszaki hiányosságokra korlátozódik. Ha jótállási igényt szeretne érvényesíttetni, akkor előtte ne feledjen ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni. Előfordulhat, hogy meg tudják oldani a problémát anélkül, hogy a terméket az üzletbe vagy a szervizközpontba vissza kellene küldeni. Ügyfélszolgálatunk mindig készségesen segít!

15 Ügyfélszolgálat

További információk a Silk'n termékekről a regionális Silk'n weboldalon található: www.silkn.eu. Ha a készülék megrongálódik vagy meghibásodik, javításra szorul, vagy segítségünkre van szükség, forduljon a legközelebbi Silk'n szervizközpontunkhoz. Ez a használati útmutató a www.silkn.eu weboldáról PDF formátumban is letölthető.

Szerviz telefonszám: +31 (0) 180-330550
E-mail: info@silkn.eu

Observații juridice

Invention Works B.V. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile produselor, în scopul îmbunătățirii puterii, siguranței de funcționare sau a procesului de producție. Informațiile comunicate de Invention Works B.V. în momentul publicării sunt corecte și de încredere. Invention Works B.V. este exonerat de orice răspundere în cazul utilizării acestor informații. Patentele Invention Works B.V. nu implică, nici implicit, acordarea unei licențe.

Reproducerea sau transferarea parțială sau totală a prezentului document sub orice formă sau prin modalități electronice sau mecanice, pentru orice scopuri este interzisă fără acordul scris al Invention Works B.V. Drepturile de modificare a datelor fără notificare prealabilă sunt rezervate.

Silkn Beauty Ltd. dispune de patente, de patente în curs de înregistrare, de mărci înregistrate, de drepturi de autor sau de alte drepturi și proprietăți intelectuale, menționate în prezentul document. Prezentul document nu conferă licențe pentru aceste patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi și drepturi de proprietate intelectuală, în limita în care acest aspect nu este convenit altfel în scris cu Silkn Beauty Ltd. Ne rezervăm dreptul la orice modificare a datelor tehnice, fără notificare prealabilă.

Silkn și logo-ul Silkn sunt mărci înregistrate ale Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Olanda

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Cuprins

I	Pachetul de livrare/componentele aparatului	243
2	Generalități	243
2.1	Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare	243
2.2	Explicații privind simbolurile	243
3	Siguranța	244
3.1	Utilizarea conformă cu destinația	244
3.2	Indicații de siguranță	244
4	Verificarea produsului și a pachetului de livrare	249
5	Încărcarea	249
6	Montarea	250
7	Operarea	250
7.1	Pregătirea	250
7.2	Efectuarea ședinței	251
7.3	Selectarea modurilor de operare	251
8	Planul de aplicare	253
9	Curățarea	253
10	Depozitarea	254
11	Identificarea defectiunilor	254
12	Date tehnice	255
13	Eliminarea	255
13.1	Eliminarea ambalajului	255
13.2	Eliminarea produsului	256
14	Informații privind garanția	256
15	Serviciul pentru clienți	257

I Pachetul de livrare/componentele aparatului

- | | | | |
|---|--------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Bandă pentru frunte, 2× | 8 | Butonul Mod |
| 2 | Orificiu mic, 2× | 9 | Port de încărcare |
| 3 | Mască pentru față cu LED | 10 | Bandă pentru bărbie, 2× |
| 4 | Suport magnetic | 11 | Lumini LED |
| 5 | Controler | 12 | Cablu de încărcare USB |
| 6 | Buton de pornire/oprire | 13 | Bandă de cauciuc, 2× |
| 7 | Indicator luminos, 3× | 14 | Geantă de depozitare |

2 Generalități

2.1 Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare



Aceste instrucțiuni de utilizare se referă la LED Face Mask Pro (mască cu LED pentru față, denumită în continuare „produs”). Acesta conține informații importante privind punerea în funcțiune și utilizarea.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și complet instrucțiunile de utilizare. Acest lucru se aplică în special pentru indicațiile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate cauza leziuni sau deteriorări ale produsului. Instrucțiunile de utilizare se bazează pe standardele și normele aplicabile în Uniunea Europeană și în Regatul Unit. Țineți cont în străinătate de legislația și directivele din țara respectivă. Păstrați instrucțiunile de utilizare în scopul utilizării ulterioare. Dacă înstrăinați produsul unui terț, predați-l întotdeauna împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.

2.2 Explicații privind simbolurile

Simbolurile și cuvintele menționate în continuare sunt incluse atât în aceste instrucțiuni de utilizare, cât și pe produs sau pe ambalajul acestuia.



AVERTISMENT!

Acest simbol/cuvânt de avertizare desemnează un pericol de risc mediu, care dacă nu este evitat poate cauza deces sau leziuni grave.

INDICAȚIE!

Acest cuvânt de atenționare atrage atenția asupra riscului de pagube materiale.



Acest simbol de atenționare indică informații suplimentare utile referitoare la manipulare și la utilizare.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Declarație de conformitate: Produsele prevăzute cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile comunitare aplicabile în spațiul economic european.



Acest simbol este folosit exclusiv în cazul aparatelor electrocasnice (în spații închise uscate).



Curent continuu.

3 Siguranța

3.1 Utilizarea conformă cu destinația

Produsul are exclusiv scopul de a îmbunătăți strălucirea, elasticitatea și textura pielii și de a estompa ridurile, liniile fine și petele pigmentare. Acesta este destinat exclusiv uzului privat, nefiind adecvat sectorului comercial. Folosiți produsul exclusiv conform mențiunilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Orice altă utilizare se consideră neconformă destinației și poate duce la daune materiale sau la vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele sau leziunile rezultate în urma utilizării incorecte sau neconforme destinației.

3.2 Indicații de siguranță



AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Utilizați produsul numai cu cablul de încărcare USB furnizat.

- Produsul poate fi utilizat numai cu o tensiune joasă de siguranță, în conformitate cu marcajul de pe produs.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau dacă cablul de încărcare USB este defect.
- În cazul în care carcasa nu poate fi deschisă, vă rugăm apelați la personal specializat pentru lucrări de reparație. Pentru aceasta, contactați serviciul pentru clienți. Garanția și obligația de asumare a răspunderii devin nule în cazul în care reparațiile sunt efectuate de către client sau dacă aparatul este conectat sau utilizat necorespunzător.
- Pentru reparații folosiți numai piese care corespund specificațiilor originale ale aparatului. Acest produs conține componente electrice și mecanice esențiale pentru protecția împotriva surselor de pericole.
- Nu scufundați produsul sau cablul de încărcare USB în apă sau în alte lichide. Păstrați-le departe de apă.
- Decuplați întotdeauna produsul atunci când nu îl utilizați, când îl curățați sau când există o defecțiune. Deconectați întotdeauna cablul de încărcare USB atunci când nu încărcați produsul.

- Nu prindeți niciodată cablul de încărcare USB cu mâinile ude sau umede.
- Nu introduceți niciun obiect în carcasă.
- Țineți toate componentele produsului departe de flăcări deschise și de suprafețele fierbinți.
- Așezați cablul de încărcare USB în așa fel, încât să nu constituie un pericol prin împiedicare.
- Nu trageți de cablul de încărcare USB pentru a-l scoate din sursa de alimentare USB, ci prindeți întotdeauna de ștecherul cablului.
- Evitați îndoirea cablului de încărcare USB și așezarea acestuia pe muchii ascuțite.
- Folosiți produsul doar în spații interioare.
- Nu utilizați produsul în timpul încărcării.

 AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Nu este permisă utilizarea acestui produs de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu

produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii.

- Țineți copiii departe de produs și de cablul de încărcare USB.
- Produsul nu trebuie utilizat de femeile însărcinate, copii, persoane cu epilepsie, persoane cu afecțiuni tiroidiene, persoane care iau medicamente pentru tiroidă, persoane fotoalergice sau persoane care iau medicamente pentru tratarea unei alergii la lumină.
- Produsul nu trebuie utilizat în cazul bolilor de piele, al supurațiilor, al rănilor accidentale și postoperatorii.
- Utilizați modurile cu lumină LED albastră (modurile F2 și F6) timp de maximum 10 minute per aplicare, de cel mult 3 aplicări pe săptămână. Toate celelalte moduri pot fi utilizate zilnic, începând cu a patra săptămână.
- Consultați medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur că puteți utiliza produsul.
- Dacă vă simțiți inconfortabil, dacă aveți reacții anormale (de exemplu, mâncărimi sau inflamații neplăcute) sau dacă pielea dumneavoastră se încălzește în mod neplăcut, nu mai utilizați produsul începând din acest moment.

- În cazul unei utilizări necorespunzătoare, din acumulator se poate scurge lichid – evitați contactul cu acesta. Lichidul care se scurge din baterii poate provoca iritații sau arsuri.
- În caz de contactului pielii, ochilor sau mucoaselor cu lichidul bateriei, spălați și clătiți imediat zonele afectate cu apă curată. Dacă este necesar, consultați un medic.
- Bateriile nu trebuie să fie demontate, scurt-circuitate sau aruncate în foc.
- Nu încercați să scoateți bateria din produs. Acest produs conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- Nu priviți direct în sursa de lumină a produsului.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Țineți produsul departe de flăcări deschise, suprafețe fierbinți, temperaturi ridicate sau intemperii (de exemplu, ploaie).
- Nu mai folosiți produsul dacă piesele de plastic sunt crăpate, rupte sau deformate. Pentru înlocuirea pieselor componente deteriorate folosiți piese componente originale.

RO

4 Verificarea produsului și a pachetului de livrare

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Dacă la deschiderea ambalajului utilizați cu imprudență un cuțit sau alte obiecte ascuțite, este posibil să deteriorați rapid produsul. Procedați cu deosebită atenție la deschidere.
1. Scoateți produsul din ambalaj.
 2. Asigurați-vă că livrarea este completă (vezi **Fig. A**).
 3. Asigurați-vă că produsul și piesele componente nu prezintă semne de deteriorare. În asemenea cazuri, folosirea produsului este interzisă. Contactați în acest caz serviciul nostru pentru clienți.

5 Încărcarea



- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare și atunci când puterea acumulatorului este scăzută. Timpul de încărcare este de aproximativ 3 ore.
 - Când bateria este descărcată, produsul va emite 5 bipuri, iar indicatorii luminoși vor lumina în roșu, înainte ca produsul să se oprească automat. Încărcați produsul.
 - Dacă produsul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să fie verificat nivelul bateriei și trebuie încărcat în mod regulat.
 - Produsul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
1. Scoateți controlerul **5** din suportul magnetic **4**.
 2. Conectați capătul mai mic al cablului de încărcare USB **12** în portul de încărcare **9** al controlerului.
 3. Conectați capătul mai mare al cablului de încărcare USB la portul USB al unei surse de alimentare USB adecvate (nu este inclusă) (de exemplu, un adaptor de perete USB de 5 V c.c., 1 A).
 4. Dacă se utilizează un adaptor de perete, vă rugăm să îl conectați la o priză.

Indicatorii luminoși **7** luminează intermitent în timpul procesului de încărcare în verde. Încărcarea este completă atunci când indicatorii luminoși luminează continuu în verde.

Dacă tensiunea sursei de alimentare USB este prea mare, indicatorii luminoși se aprind rapid în roșu, iar procesul de încărcare nu va începe. Vă rugăm să utilizați o sursă de alimentare USB adecvată.

5. Când încărcarea este completă, vă rugăm să deconectați adaptorul de perete USB de la priză și să deconectați cablul de încărcare USB de la portul de încărcare.
6. Așezați din nou controlerul pe suportul magnetic. Asigurați-vă că controlerul este poziționat corect în suportul magnetic. În caz contrar, produsul nu va funcționa.

6 Montarea

1. Deschideți închizătoarele cu arici de pe benzile de cauciuc **13**.
2. Trageți benzile de cauciuc prin orificiile mici **2** (a se vedea pasul 1 din **Fig. B**).
3. Închideți închizătoarele cu arici pentru a fixa benzile de cauciuc la masca pentru față cu LED **3** (vezi pasul 2 din **Fig. B**).

7 Operarea

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Utilizați modurile cu lumină LED albastră (modurile F2 și F6) timp de maximum 10 minute per aplicare, de cel mult 3 aplicări pe săptămână. Toate celelalte moduri pot fi utilizate zilnic, începând cu a patra săptămână.

7.1 Pregătirea

1. Încărcați complet produsul și atașați benzile de cauciuc **13** (vezi capitolul „Încărcarea” și „Montarea”).

2. Curățați-vă și ștergeți-vă bine gâtul. Asigurați-vă că nu există urme de machiaj sau de murdărie pe aceasta, deoarece acestea pot reduce cantitatea de lumină care pătrunde în piele.
3. Așezați-vă sau întindeți-vă și așezați masca pentru față cu LED **3** pe față, astfel încât să fie confortabilă.
4. Fixați masca pe față cu ajutorul închizătoarelor cu arici de pe benzile pentru frunte **1**, benzile pentru bărbie **10** și benzile de cauciuc. Benzile de cauciuc trebuie să fie fixate pe partea de sus a capului.

7.2 Efectuarea ședinței

1. Mențineți apăsat butonul de pornire/oprire **6** pentru a porni produsul.
Atunci când este pornit, produsul emite un semnal acustic, iar indicatorii luminoși **7** luminează în alb.
Luminile LED **11** se aprind. Modul de operare „F1” este activat în mod implicit.
2. Dacă doriți, apăsați butonul Mod **8**, de mai multe ori pentru a selecta un alt mod de operare (F1–F7).
Produsul emite un semnal acustic scurt atunci când modul de operare este schimbat.
Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Selectarea modurilor de operare”.
3. Produsul se oprește automat după 10 minute.
Totuși, puteți, de asemenea, să țineți apăsat butonul de pornire/oprire pentru a opri produsul în orice moment.
Produsul emite 2 semnale acustice scurte atunci când este oprit.
4. După ședință, îndepărtați masca și aplicați un ser și/sau o cremă de zi/noapte pe față.
5. Curățați bine produsul după utilizare (vezi capitolul „Curățarea”).

7.3 Selectarea modurilor de operare

- Apăsați butonul Mod **8** în mod repetat pentru a comuta între modurile de operare (F1–F7).
- Timerul de funcționare (10 minute) este întotdeauna resetat atunci când treceți la un alt mod de operare.

- Descrierea modurilor de operare:

Mod	LED	Cel mai potrivit pentru
F1	Roșu	Reduce liniile fine, stimulează producția de collagen și îmbunătățește circulația sângelui.
F2	Albastru	Reduce roșeața și petele legate de acnee, asigură un ten mai neted.
F3	Chihlimbar	Îmbunătățește hidratarea pielii, calmează pielea uscată și sensibilă și reduce pigmentarea și roșeața.
F4	Infraroșu apropiat + infraroșu apropiat profund*	Reduce ridurile, promovează producția de collagen și elastină și stimulează circulația sângelui pentru a îmbunătăți tonusul și textura pielii și o face mai rezistentă. Și stimulează straturile pielii aflate dincolo de dermă.
F5	Roșu + infraroșu apropiat + infraroșu apropiat profund (se poate vedea o culoare roșie)	Combină beneficiile F1 și F4: Pentru o piele cu aspect mai tânăr și mai ferm.
F6	Albastru + Roșu + infraroșu apropiat + infraroșu apropiat profund (se poate vedea o culoare violetă)	Combină beneficiile F1, F2 și F4: Promovează anti-îmbătrânirea și reduce roșeața cauzată de acnee și imperfecțiunile minore, pentru ca pielea să arate mai tonică, mai luminoasă și mai radiantă.
F7	Chihlimbar + Roșu + infraroșu apropiat + infraroșu apropiat profund (se poate vedea un portocaliu închis)	Combină beneficiile F1, F3 și F4: Pentru o piele calmată, cu aspect mai tânăr și mai ferm și un ton al pielii mai uniform.

*În modul F4, luminile LED  nu luminează deoarece infraroșu apropiat și infraroșu apropiat profund sunt invizibile. Cu toate

acestea, 3 lumini LED roșii din mască se aprind pentru a indica faptul că acest mod a fost activat: una pe frunte, una pe obrazul stâng și una pe obrazul drept.

8 Planul de aplicare

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Utilizați modurile cu lumină LED albastră (modurile F2 și F6) timp de maximum 10 minute per aplicare, de cel mult 3 aplicări pe săptămână. Toate celelalte moduri pot fi utilizate zilnic, începând cu a patra săptămână.

Urmați următorul program atunci când utilizați produsul pentru prima dată:

Prima săptămână	Se utilizează o dată la 3 zile, timp de max. 10 minute de fiecare dată
A doua săptămână	Se utilizează o dată la 2 zile, timp de max. 10 minute de fiecare dată
A treia săptămână	Se utilizează o dată la 2 zile, timp de max. 10 minute de fiecare dată
A patra săptămână	Se utilizează o dată pe zi, timp de max. 20 de minute de fiecare dată

Imediat ce se văd rezultatele, ajustați frecvența la o dată sau de două ori pe săptămână.

9 Curățarea

AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Nu utilizați mijloace de curățat agresive, perii cu peri metalici, precum și obiecte de curățat ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, spacluri dure sau altele similare.
 - Nu folosiți apă fierbinte pentru curățare.
1. Scoateți controlerul **5** din suportul magnetic **4**.
 2. Utilizați o lavetă umedă pentru a șterge masca pentru față cu LED **3**. Apoi, ștergeți-o cu o lavetă uscată.
 3. Așezați din nou controlerul după curățare pe suportul magnetic.

10 Depozitarea

Înainte de depozitare, asigurați-vă că toate piesele s-au uscat complet.

- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Depozitați produsul astfel încât să fie inaccesibil copiilor.
- Păstrați produsul în geanta de depozitare **14** pentru o protecție optimă.

11 Identificarea defecțiunilor

Anumite probleme sunt cauzate de defecțiuni minore, care pot fi remediate și de utilizator. În acest scop acționați conform instrucțiunilor menționate în tabelul de jos. Dacă defecțiunea persistă vă rugăm contactați serviciul clienți. Nu reparați singur produsul.

Defecțiune	Posibile cauze și soluții
Produsul nu funcționează.	• Asigurați-vă că produsul este încărcat corespunzător. • Asigurați-vă că produsul nu este conectat la o sursă de alimentare USB. Produsul nu funcționează în timpul încărcării. • Asigurați-vă că controlerul 5 este poziționat corect în suportul magnetic 4.

Defecțiune	Posibile cauze și soluții
Produsul nu se poate încărca.	- Asigurați-vă că cablul de încărcare USB 12 este conectat în siguranță între portul de încărcare 9 și sursa de alimentare USB. - Dacă utilizați un adaptor de perete USB pentru încărcare, asigurați-vă că acesta este compatibil cu produsul (5 V c.c., 1 A).

12 Date tehnice

Model:	FAC08
Puterea nominală de intrare:	5 V === 1 A
Tensiunea de funcționare:	3,7 V
Capacitatea acumulatorului:	2.000 mAh (litium)
Numărul de lumini cu LED:	120
Tip de protecție:	IPX5
Greutate:	315 g
Dimensiuni (L × l × A):	254,7 × 674,8 × 44,7 mm
Material:	Silicon (mască) PC (telecomandă)

RO

13 Eliminarea

13.1 Eliminarea ambalajului



Eliminați selectiv ambalajul. Predați hârtia și cartonul la maculatură, iar foliile într-un centru de reciclare.

13.2 Eliminarea produsului

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a materialelor reciclabile)



Este interzisă aruncarea aparatelor vechi împreună cu deșeurile menajere!

Dacă ați decis eliminarea produsului, **eliminați-l conform prevederilor legale aplicabile în țara dvs. sau în județul în care locuiți.** Prin aceasta se

asigură o eliminare corespunzătoare a aparatelor vechi și se previn efectele negative asupra mediului înconjurător. De aceea, aparatele electrice sunt marcate cu simbolul indicat aici.

Bateriile și acumulatorile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!



În calitate de utilizator final, aveți obligația legală de a returna toate bateriile și acumulatorii – indiferent dacă conțin sau nu substanțe periculoase* – la un punct de colectare din municipiu/oraș sau la un distribuitor, astfel încât acestea să poată fi eliminate într-un mod ecologic.

Duceți produsul complet (inclusiv acumulatorul) la punctul de colectare și asigurați-vă că acesta este descărcat!

* marcat cu Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb

Notă: Dacă doriți să scoateți acumulatorul, înfășurați un prosop în jurul controlerului și spargeți carcasa cu un ciocan. Pentru a evita leziunile, asigurați-vă că ochii și mâinile vă sunt protejate. Rețineți că scoaterea acumulatorului este o acțiune ireversibilă.

RO

14 Informații privind garanția

Conform prevederilor menționate în legile și regulamentele UE, perioada de garanție este de 2 ani. În cazul acestui produs garanția este limitată la lipsurile tehnice, cauzate de greșelile comise pe durata procesului de fabricație. Dacă doriți să vă folosiți de garanția acordată, vă rugăm să respectați instrucțiunile comunicate de serviciul nostru pentru clienți. Este posibil ca serviciul pentru clienți să poată soluționa defecțiunea fără să fie necesară predarea produsului la magazin sau la centrul nostru service. Serviciul nostru pentru clienți este mereu la dispoziția dvs.!

I5 Serviciul pentru clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vă rugăm accesați pagina web Silk'n din regiunea dvs.: web www.silkn.eu. În cazul deteriorării aparatului sau în cazul apariției unei defecțiuni, pentru lucrările de reparații sau serviciul de asistență vă rugăm să vă adresați centrului de service Silk'n din apropierea dvs. Acest manual de utilizare poate fi descărcat și în format PDF de pe pagina web www.silkn.eu.

Nr. de service: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu



Silk'n®

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House
Market Road, Wickford,
Essex, SS12 0FD
United Kingdom



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr