

Silk'n®

ULTRASOUND/ ELECTROPORATION ATTACHMENT HA2513




EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO


EN USER MANUAL
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
FR MODE D'EMPLOI
NL GEBRUIKSAANWIJZING
ES MANUAL DE USUARIO
IT MANUALE D'USO
TR KULLANIM KILAVUZU
PT MANUAL DO UTILIZADOR

DA BRUGERMANUAL
NO BRUKERHÅNDBOK
SV ANVÄNDARMANUAL
CS NÁVOD K POUŽITÍ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
LT VARTOTOJO VADOVAS
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A



B



Legal notice

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silkn Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silkn Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Table of contents

I	Package contents/device parts	5
2	General information	5
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	5
3	Safety	6
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	6
3.3	Contraindications	8
4	Checking the product and package contents	10
5	Preparing for use	10
6	Operation	11
7	After use	11
8	Regimen	12
9	Cleaning	12
10	Storage	12
11	Troubleshooting	13
12	Technical data	13
13	Disposal	13
13.1	Disposing of the packaging	13
13.2	Disposing of the product	14
14	Warranty	14
15	Customer service	14

I Package contents/device parts

- 1 Electroporation electrodes, 4× 2 Ultrasound plate

2 General information

2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this Ultrasound/ Electroporation attachment (hereafter referred to as the “product”), and contains important information on setup and handling. The product must only be used with the FaceTite MultiPlatform (H2501) device.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union and United Kingdom. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.

WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.

3 Safety

3.1 Proper use

The product is exclusively designed to promote the absorption of your skin care products. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes.

Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

3.2 Safety instructions

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only use the product with the FaceTite MultiPlatform (H250I) device.
- Carefully read the user manual of the FaceTite MultiPlatform (H250I) device before using the product.
- Do not use the product for other purposes.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform repairs. Contact the customer service team for this. Liability and warranty claims are waived in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical parts which are essential for providing

protection against sources of danger.

- Do not immerse the product in water or other liquids. Keep it away from water.
- Never insert any objects into the housing.
- Keep all parts of the product away from open flames and hot surfaces.
- Only use the product indoors.



WARNING! RISK OF INJURY!

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- Keep children away from the product. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Make sure that children do not play with the plastic wrapping. They may get caught in it when playing and suffocate.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Keep the product away from open fire, hot surfaces, high temperatures or the effects of the weather (e.g. rain).

- Stop using the product if its parts exhibit cracks or breaks or are deformed. Only replace damaged parts with corresponding original spare parts.

3.3 Contraindications

Do not use the product if you:

- Have a pacemaker, internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- Suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- Have a history of skin cancer, or current condition of any other type of cancer or pre-malignant moles.
- Have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- Have an impaired immune system due to immuno-suppressive diseases such as AIDS and HIV, or are using immuno-suppressive medications.
- Have used Isotretinoin (Accutane®) within 6 months prior to using this product.
- Have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.

- Suffer from epilepsy.
- Are pregnant or nursing.

Do not use on areas that have:

- A permanent implant such as metal plates and screws (except oral ones), silicone implants, or areas with injected fills or toxins.
- Any active condition in the areas using this product, such as sores, psoriasis, eczema, rashes, open lacerations, abrasions, or lesions.
- purulent skin with inflammation, or history of keloid scars, abnormal wound healing or skin vulnerability.
- Any piercings or other metallic (e.g. titanium) materials.
- Had any surgery within 3 months prior to using this product.

Seek medical advice before continued use if you experience an unexpected side effect, such as itchy skin, within the first 48 hours of using this product.

Consult your physician if you have:

- Couperose or rosacea.
- A history of diseases stimulated by heat, such as recurrent herpes simplex in the areas using this product. If so, you may use this product following a prophylactic regimen.

- Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- Skin diseases, keloids, or abnormal wound healing.
- Any other conditions which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe to use this product.

4 Checking the product and package contents

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.
1. Take the product out of the packaging.
 2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
 3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

5 Preparing for use

1. For installation, gently press the product onto the FaceTite MultiPlatform device until it locks into place (see **Fig. B**).
2. Thoroughly clean and dry your skin. Make sure it is free from any make-up or dirt.
3. Apply your serum or day/night cream on your face. Make sure you use a serum/cream that is suitable to be used in combination with ultrasound or electroporation technology.

6 Operation

WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not use the product for more than 5 minutes per session.
- The product is not operating when connected to the power supply. It can only be used cordless.
- Refer to the user manual of the FaceTite Multiplatform device to turn on/off and select the energy levels (1–4). The electroporation electrodes  and ultrasound plate  activate once the device is turned on.
- Move the device over the skin in circular movements during use.
- Always start using the product from energy level 1 and increase the energy level as long as you feel comfortable.
- Use the highest energy level for the best results. However, it is important that you feel comfortable with the selected energy level. Lower the energy level once you feel any discomfort.
- For each use, use the product for at least 5 minutes on each large area (e.g. cheeks, neck) and at least 3 minutes on each small area (e.g. nasolabial folds (smile lines) and areas between the eyebrows).

Do not leave the product on one spot of your skin. Keep moving the product to cover the entire area. This prevents overheating and reduces the possibility of any adverse effects.

7 After use

1. When done, turn off the device and remove the product from the device.
For removal, gently pull the product outwards until it detaches from the device.
2. Thoroughly clean the product after use (see chapter “Cleaning”).

8 Regimen

- Always start using the product from energy level 1 and increase the energy level as long as you feel comfortable.
- For each use, use the product for at least 5 minutes on each large area (e.g. cheeks, neck) and at least 3 minutes on each small area (e.g. nasolabial folds (smile lines) and areas between the eyebrows).
- Use the product twice a week for 10 weeks. You will begin to see visible results after 5 weeks/10 uses.
- After that, use once every 2 weeks to maintain results.
- To prevent temporary results, it is important to use the product consistently.

9 Cleaning

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers, and the like.
 - Do not use hot water for cleaning.
1. Clean the product with a damp cloth. Make sure there is no remaining skin care product on the product.
 2. Dry the product thoroughly with a dry, soft and clean cloth.

10 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Store the product so that it is not accessible to children.

11 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not work.	Make sure the product has been properly installed onto the FaceTite MultiPlatform device. When properly installed, the battery/attachment indicator light of the device illuminates green.
Energy level indicator light 1 and 4 are blinking.	Make sure the product is not connected to the power supply in the mains socket. The product can only be operated cordless.

12 Technical data

Model:	HA25I3
Frequency	
Ultrasonic:	3 ± 0.5 MHz
Electroporation:	35 / 30 / 25 / 20 KHz
Weight:	86 ± 10 g
Dimensions (L × W × H):	$66.5 \times 66.5 \times 31$ mm

13 Disposal

13.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

13.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



Old appliances may not be disposed of in the household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance**

with the regulations in force in your city or county. This ensures that old appliances are recycled

in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

14 Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

15 Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: www.silkn.eu. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Service number: 0906-2130009

Email: customercareuk@silkn.eu

Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silkn und das Silkn-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhaltsverzeichnis

I	Lieferumfang/Geräteteile	17
2	Allgemeines	17
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	17
2.2	Symbolerklärung	17
3	Sicherheit	18
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	18
3.2	Sicherheitshinweise	18
3.3	Kontraindikationen	21
4	Produkt und Lieferumfang prüfen	23
5	Vorbereitung der Anwendung	24
6	Bedienung	24
7	Nach der Anwendung	25
8	Behandlungsplan	25
9	Reinigung	25
10	Aufbewahrung	26
11	Fehlersuche	26
12	Technische Daten	27
13	Entsorgung	27
13.1	Verpackung entsorgen	27
13.2	Produkt entsorgen	27
14	Garantieinformationen	28
15	Kundenservice	28

I Lieferumfang/Geräteteile

DE

- 1 Elektroporation-Elektroden, 4x 2 Ultraschallplatte

2 Allgemeines

2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Ultraschall & Elektroporationsaufsatz (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung. Das Produkt ist nur für die Verwendung mit dem

Gerät FaceTite MultiPlattform (H250I) vorgesehen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

DE



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt dient ausschließlich dazu, die Aufnahme Ihrer Hautpflegeprodukte zu unterstützen. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3.2 Sicherheitshinweise



WARNUNG!

STROMSCHLAGEFAHR!

- Verwenden Sie das Produkt nur zusammen mit dem Gerät FaceTite MultiPlatform (H2501).
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Gerät FaceTite MultiPlatform (H2501) sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie es von Wasser fern.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Halten Sie alle Teile des Produkts von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit

eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu verwenden ist.

- Halten Sie Kinder von dem Produkt fern. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, heißen Oberflächen, hohen Temperaturen oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.

3.3 Kontraindikationen

DE

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn

- Sie einen Schrittmacher, implantierten Defibrillator oder ein anderes aktives elektronisches Implantat haben.
- bei Ihnen schlecht kontrollierte endokrine Störungen wie Diabetes und Schilddrüsenprobleme vorliegen.
- Sie derzeit an Hautkrebs, einem anderen Krebs oder prämaligen Muttermalen leiden oder früher einmal litten.
- Sie innerhalb der letzten 3 Monate eine Strahlungs- oder Chemotherapie erhalten haben oder Bereiche Ihrer Haut potenziell bösartige Tumore aufweisen.
- Ihr Immunsystem aufgrund von immunsuppressiven Krankheiten wie AIDS oder HIV oder der Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten geschwächt ist.
- Sie innerhalb der letzten 6 Monate vor Gebrauch dieses Produkts Isotretinoin (Accutane®) verwendet haben.
- Sie eine mit Lichtempfindlichkeit zusammenhängende Erkrankung wie Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose (PLD), Lichturtikaria, Lupus usw. haben.
- Sie an Epilepsie leiden.
- Sie schwanger sind oder stillen.

Behandeln Sie keine Bereiche, in denen

- sich dauerhafte Implantate wie Metallplatten und -schrauben (Ausnahme: orale Implantate), Silikonimplantate oder injizierte Füllungen oder Toxine befinden.
- sich dort, wo das Produkt angewendet wird, aktuelle Wunden, Ekzeme, Hautausschläge, offene Schnittwunden, Abschürfungen, Läsionen, Schuppenflechte usw. befinden.
- Ihre Haut eitrig oder entzündet ist oder Sie in der Vergangenheit Narbenwucherungen, Wundheilungsstörungen oder empfindliche Haut hatten.
- sich Piercings oder andere metallische Gegenstände (z. B. aus Titan) befinden.
- Sie in den letzten 3 Monaten vor der Verwendung dieses Produkts operiert wurden.

Konsultieren Sie vor dem weiteren Gebrauch des Produkts einen Arzt, wenn sich innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Anwendung unerwartete Nebenwirkungen wie Hautjucken einstellen.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie

- an Couperose oder Rosacea leiden.
- in der Vergangenheit in dem zu behandelnden Bereich Erkrankungen wie Herpes

simplex hatten, die durch Wärme stimuliert werden. Sollte dies der Fall sein, können Sie dieses Produkt nach einer entsprechenden prophylaktischen Behandlung trotzdem verwenden.

- innerhalb der letzten 6 Monate ärztlich verschriebene Medikamente auf Ihrer Haut angewendet haben.
- an Hautkrankheiten, Narbenwucherungen oder Wundheilungsstörungen leiden.
- andere medizinische Probleme haben, die nach Ansicht Ihres Arztes oder Dermatologen die sichere Anwendung dieses Produkts ausschließen.

4 Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

5 Vorbereitung der Anwendung

1. Um das Produkt anzubringen, drücken Sie es leicht auf das FaceTite MultiPlatform-Gerät, bis es einrastet (siehe **Abb. B**).
2. Reinigen und trocknen Sie Ihre Haut gründlich ab. Vergewissern Sie sich, dass sie frei von Make-up und Verunreinigungen ist.
3. Tragen Sie Ihr Serum oder Ihre Tages-/Nachtcreme auf Ihr Gesicht auf. Achten Sie darauf, ein Serum / eine Creme zu verwenden, die für eine Verwendung in Kombination mit Ultraschall oder Elektroporation geeignet ist.

6 Bedienung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 5 Minuten pro Sitzung.
- Das Produkt funktioniert nicht, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist. Es kann nur drahtlos verwendet werden.
- Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des FaceTite MultiPlatform-Geräts nach, wie Sie das Gerät ein- bzw. ausschalten und die Energiestufen (1–4) auswählen. Die Elektroporation-Elektroden  und die Ultraschallplatte  werden aktiv, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
- Bewegen Sie das Gerät während der Anwendung kreisförmig über die Haut.
- Beginnen Sie Behandlungen stets mit der Energiestufe 1 und steigern Sie die Energiestufe schrittweise, solange Sie die Behandlung noch als angenehm empfinden.
- Mit der höchsten Energiestufe erzielen Sie die besten Ergebnisse. Wichtig ist jedoch, dass sich die Behandlung mit der jeweils ausgewählten Energiestufe für Sie angenehm anfühlt. Sollte dies nicht der Fall sein, wählen Sie eine niedrigere Energiestufe.
- Wenden Sie das Produkt in größeren Bereichen (wie Wangen oder Hals) jeweils mindestens 5 Minuten bzw. in kleineren Bereichen (wie Nasolabialfalten (Lachfalten) oder zwischen den Augenbrauen) mindestens 3 Minuten lang an.

Lassen Sie das Produkt dabei nicht auf nur einer einzigen Hautstelle verweilen. Bewegen Sie es stets über den gesamten Bereich. Sie verhindern dadurch eine zu starke Erwärmung der Haut und andere potenzielle Nebenwirkungen.

7 Nach der Anwendung

1. Schalten Sie das Gerät nach erfolgter Anwendung aus und nehmen Sie das Produkt vom Gerät ab.
Um das Produkt abzunehmen, ziehen Sie es sanft ab, bis es sich vom Gerät löst.
2. Reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).

8 Behandlungsplan

- Beginnen Sie Behandlungen stets mit der Energiestufe I und steigern Sie die Energiestufe schrittweise, solange Sie die Behandlung noch als angenehm empfinden.
- Wenden Sie das Produkt in größeren Bereichen (wie Wangen oder Hals) jeweils mindestens 5 Minuten bzw. in kleineren Bereichen (wie Nasolabialfalten (Lachfalten) oder zwischen den Augenbrauen) mindestens 3 Minuten lang an.
- Wenden Sie das Produkt über 10 Wochen hinweg zweimal wöchentlich an. Erste sichtbare Ergebnisse stellen sich nach 5 Wochen bzw. 10 Anwendungen ein.
- Wenden Sie das Produkt anschließend einmal alle 2 Wochen an, um die Behandlungsergebnisse aufrechtzuerhalten.
- Damit die Ergebnisse dauerhaft sind, ist es wichtig, das Produkt regelmäßig anzuwenden.

9 Reinigung

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metallborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte

Spachtel und dergleichen.

- Verwenden Sie zum Reinigen kein heißes Wasser.

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.
Vergewissern Sie sich, dass das Produkt frei von Rückständen des Hautpflegeprodukts ist.
2. Trocknen Sie das Produkt gründlich mit einem sauberen, trockenen, weichen Lappen.

10 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.

11 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	• Vergewissern Sie sich, dass das Produkt auf dem FaceTite MultiPlatform-Gerät richtig angebracht wurde. Bei ordnungsgemäßer Anbringung leuchtet die Akku-/Aufsatz-Kontrollleuchte des Geräts grün.
Die Kontrollleuchten der Energiestufen 1 und 4 blinken.	• Vergewissern Sie sich, dass das Produkt nicht mit der Stromversorgung in der Steckdose verbunden ist. Das Produkt kann nur drahtlos betrieben werden.

12 Technische Daten

DE Modell: HA2513

Frequenz

Ultraschall: $3 \pm 0,5$ MHz

Elektroporation: 35 / 30 / 25 / 20 KHz

Gewicht: 86 ± 10 g

Abmessungen (L × B × H): $66,5 \times 66,5 \times 31$ mm

13 Entsorgung

13.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

13.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)
WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE 17485055



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel abzugeben.** Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

14 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

15 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzer-handbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservicede@silkn.eu

Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silkn Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silkn Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Table des matières

I	Contenu de la livraison/pièces de l'appareil	31
2	Généralités	31
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	31
2.2	Explication des symboles	31
3	Sécurité	32
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	32
3.2	Consignes de sécurité	32
3.3	Contre-indications	34
4	Vérifier le produit et le contenu de la livraison	37
5	Préparation à l'utilisation	37
6	Utilisation	38
7	Après l'utilisation	38
8	Programme de traitement	39
9	Nettoyage	39
10	Rangement	40
11	Recherche d'erreurs	40
12	Données techniques	40
13	Élimination	41
13.1	Éliminer l'emballage	41
13.2	Éliminer le produit	41
14	Garantie	41
15	Service à la clientèle	42

I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

FR

- 1 Électrodes d'électroporation, 4x 2 Plaque à ultrasons

2 Généralités

2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie de cet embout d'ultrasons et d'électroporation (ci-après dénommé « produit »). Il contient des informations importantes pour sa mise en service et son utilisation. Le produit est destiné à être utilisé uniquement avec

l'appareil FaceTite MultiPlatform (H2501).

Veuillez lire d'abord le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

REMARQUE !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Veuillez lire le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les directives applicables du Royaume-Uni.

FR

3 Sécurité

3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil sert uniquement à favoriser l'absorption de vos produits de soin de la peau. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle.

Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

3.2 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- N'utilisez le produit qu'avec l'appareil FaceTite MultiPlatform (H250I).
- Lisez attentivement le mode d'emploi de l'appareil FaceTite MultiPlatform (H250I) avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Veuillez vous adresser pour cela au service après-vente. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations

effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.

FR

- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides. Tenez-le éloigné de l'eau.
- N'introduisez pas d'objets dans le boîtier.
- Tenez éloignées toutes les pièces du produit de flammes nues et de surfaces chaudes.
- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu de celle-ci des

instructions sur la manière d'utiliser le produit.

- Tenez les enfants à l'écart du produit. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le nettoyage et l'entretien à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'emballage en plastique. Ils peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec.

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Tenez le produit éloigné des feux ouverts, surfaces chaudes, températures élevées ou intempéries (par ex. pluie).
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine correspondantes.

3.3 Contre-indications

N'utilisez pas le produit si

- vous portez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif.
- vous souffrez de troubles endocriniens mal

contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes.

FR

- vous souffrez actuellement d'un cancer de la peau, d'un autre type de cancer ou de grains de beauté prémalins ou si vous en avez eu par le passé.
- vous avez subi une radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois, ou si vous présentez des zones sujettes à des malignités dermiques.
- votre système immunitaire est affaibli par des pathologies immunosuppressives telles que le sida ou le VIH ou par la prise de médicaments immunosuppresseurs.
- vous avez utilisé de l'isotrétinoïne (Accutane®) au cours des 6 derniers mois précédant l'utilisation de ce produit.
- vous souffrez d'une maladie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, la photodermatose polymorphe (PLD), l'urticaire solaire, le lupus, etc.
- vous souffrez d'épilepsie.
- vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Ne traitez pas de zones

- qui comportent des implants permanents tels que des plaques et des vis métalliques (sauf implants oraux), des implants en silicone ou des zones avec des produits de comblement ou toxines injectés.

- qui comportent actuellement des plaies, un eczéma, des éruptions cutanées, des plaies ouvertes, des égratignures, des lésions, du psoriasis, etc. là où le produit est utilisé.
- dont la peau est purulente ou sujette à une infection ou a comporté des cicatrices hypertrophiques, des troubles de la cicatrisation ou dont la peau a souffert d'une sensibilité par le passé.
- comportant des piercings ou d'autres objets métalliques (par ex. en titane).
- ayant subi une opération chirurgicale au cours des 3 mois précédant l'utilisation de ce produit.

Si des effets secondaires inattendus apparaissent dans les premières 48 heures suivant l'utilisation du produit, consultez un médecin avant de continuer à utiliser le produit.

Consultez votre médecin si vous

- souffrez de couperose ou de rosacée.
- avez des antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles qu'un herpès simplex, au niveau de la zone à traiter. Si tel est le cas, vous pourrez tout de même utiliser ce produit après avoir suivi un traitement prophylactique adapté.
- avez utilisé des médicaments prescrits par un médecin sur votre peau au cours des 6 derniers mois.

- souffrez de maladies de la peau, de cicatrices hypertrophiques ou de troubles de la cicatrisation.
- souffrez de toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.
1. Retirez le produit de l'emballage.
 2. Assurez-vous que la livraison est complète (voir **fig. A**).
 3. Contrôlez que le produit ou les différentes pièces ne présentent pas de dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

5 Préparation à l'utilisation

1. Pour mettre le produit en place, appuyez légèrement sur l'appareil FaceTite MultiPlatform jusqu'à ce qu'il s'enclenche (voir **fig. B**).
2. Nettoyez et séchez soigneusement votre peau. Assurez-vous qu'elle soit exempte de maquillage et d'impuretés.
3. Appliquez votre sérum ou votre crème de jour/nuit sur le visage. Veillez à utiliser un sérum/une crème qui soit d'adapté(e) à une utilisation en combinaison avec les ultrasons ou l'électroporation.

6 Utilisation

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

FR

- Ne pas utiliser le produit plus de 5 minutes par séance.
- Le produit ne fonctionne par dès lors qu'il est branché sur le secteur. Il ne peut être utilisé que sans fil.
- Consultez le mode d'emploi de l'appareil FaceTite MultiPlatform pour savoir comment l'allumer ou l'éteindre et sélectionner les niveaux d'énergie (1–4). Les électrodes d'électroporation  et la plaque à ultrasons  s'activent dès que l'appareil est mis en marche.
- Déplacez l'appareil de manière circulaire sur la peau pendant l'application.
- Commencez toujours les traitements par le niveau d'énergie 1 et augmentez progressivement le niveau d'énergie tant que vous trouvez le traitement encore agréable.
- Le niveau d'énergie le plus élevé donne les meilleurs résultats. Il est toutefois important que le traitement avec le niveau d'énergie choisi soit agréable pour vous. Si cela ne devait pas être le cas, sélectionnez un niveau d'énergie moins élevé.
- Appliquez le produit sur les zones plus larges (comme les joues ou le cou) pendant au moins 5 minutes à chaque fois, ou sur les zones plus petites (comme les sillons nasogéniens (rides du sourire) ou entre les sourcils) pendant au moins 3 minutes. Ne laissez pas le produit reposer sur une seule zone de la peau. Déplacez-le toujours sur toute la zone. Vous protégerez ainsi votre peau de la surchauffe et de tout autre effet secondaire potentiel.

7 Après l'utilisation

1. Une fois l'application terminée, éteignez l'appareil et retirez le produit de l'appareil.
Pour retirer le produit, tirez-le doucement jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil.

2. Nettoyez soigneusement le produit après chaque utilisation (voir chapitre « Nettoyage »).

FR

8 Programme de traitement

- Commencez toujours les traitements par le niveau d'énergie 1 et augmentez progressivement le niveau d'énergie tant que vous trouvez le traitement encore agréable.
- Appliquez le produit sur les zones plus larges (comme les joues ou le cou) pendant au moins 5 minutes à chaque fois, ou sur les zones plus petites (comme les sillons nasogéniens (rides du sourire) ou entre les sourcils) pendant au moins 3 minutes.
- Utilisez le produit deux fois par semaine pendant 10 semaines. Les premiers résultats visibles apparaissent après 5 semaines ou 10 applications.
- Appliquez ensuite le produit une fois toutes les 2 semaines pour maintenir les résultats du traitement.
- Il est important d'utiliser régulièrement le produit pour que les effets soient durables.

9 Nettoyage

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.
 - N'utilisez pas d'eau chaude pour le nettoyage.
1. Nettoyez le produit avec un chiffon humide. Assurez-vous que l'appareil soit exempt de tout résidu de produit de soin pour la peau.
 2. Essuyez soigneusement le produit avec un chiffon propre, sec et doux.

10 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.

11 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que le produit soit correctement placé sur l'appareil FaceTite MultiPlatform. Si la mise en place est correcte, le témoin lumineux de contrôle de la batterie/de l'accessoire de l'appareil s'allume en vert.
Les témoins lumineux de contrôle des niveaux d'énergie 1 et 4 clignotent.	• Assurez-vous que le produit ne soit pas connecté à l'alimentation électrique de la prise. Le produit ne peut être utilisé que sans fil.

12 Données techniques

Modèle :	HA2513
Fréquence	
Ultrason :	$3 \pm 0,5$ MHz
Électroporation :	35 / 30 / 25 / 20 KHz
Poids :	86 ± 10 g
Dimensions (L × l × H) :	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Élimination

13.1 Éliminer l'emballage

FR



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

13.2 Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.** Ceci garantit un recyclage

approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

14 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

15 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : www.silkn.eu. Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu.

France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : serviceconsommateurfr@silkn.eu

Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : serviceconsommateurbe@silkn.eu

Juridische kennisgeving

NL

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silkn Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silkn Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silk'n en het Silk'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhoud

1	Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat	45
2	Algemeen	45
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	45
2.2	Verklaring van symbolen	45
3	Veiligheid	46
3.1	Reglementair gebruik	46
3.2	Veiligheidsinstructies	46
3.3	Contra-indicaties	48
4	Product en verpakkingsinhoud controleren	51
5	Vorbereiding op het gebruik	51
6	Bediening	51
7	Na het gebruik	52
8	Behandelingsplan	52
9	Reiniging	53
10	Bewaring	53
11	Fouten opsporen	53
12	Technische gegevens	54
13	Afvoer	54
13.1	Verpakking afvoeren	54
13.2	Product afvoeren	55
14	Garantie	55
15	Klantenservice	55

I Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

1 Elektroporatie-elektroden, 4x

2 Ultrasoonplaat

NL

2 Algemeen

2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit opzetstuk Ultrasoon & Elektroporatie (hierna “product” genoemd). Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Het product is alleen bedoeld voor gebruik met het apparaat

FaceTite MultiPlatform (H2501).

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke voorschriften uit het Verenigd Koninkrijk.

NL

3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het product dient uitsluitend ter opname van uw huidverzorgingsproducten. Het is alleen bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.

Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

3.2 Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Gebruik het product alleen samen met het apparaat FaceTite MultiPlatform (H2501).
- Lees de gebruiksaanwijzing voor het apparaat FaceTite MultiPlatform (H2501) grondig door voordat u het product gebruikt.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden.

- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, inadequate aansluiting of verkeerde bediening is aansprakelijkheid of garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke gegevens van het apparaat. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het uit de buurt van water.
- Breng geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd alle delen van het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan

of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Houd kinderen uit de buurt van het product. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat kinderen niet spelen met de plastic verpakking. Ze kunnen er bij het spelen verstrikt in raken en stikken.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Houd het product uit de buurt van open vuur, hete oppervlakken, hoge temperaturen of weersinvloeden (bijv. regen).
- Gebruik het product niet langer als de kunststof onderdelen gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend door passende originele reserveonderdelen.

3.3 Contra-indicaties

Gebruik het product niet, als

- u een pacemaker, ICD of een ander actief elektronisch implantaat hebt.
- u lijdt aan endocriene ziekten zoals diabetes en schildklierproblemen.

- u momenteel huidkanker, een andere kankersoort of premaligne moedervlekken hebt of heeft gehad
- u in de afgelopen 3 maanden stralings- of chemotherapie hebt gehad of delen van uw huid mogelijk kwaadaardige tumoren hebben.
- uw immuunsysteem vanwege immuunsuppressieve ziekten zoals AIDS of HIV of de inname van immuunsuppressieve medicijnen verzwakt is.
- u in de afgelopen 6 maanden voor gebruik van dit product isotretinoïne (Accutane®) hebt gebruikt.
- u een met lichtgevoeligheid samenhangende ziekte zoals porfyrie, polymorfe lichtdermatose (PLD), urticaria door lichtovergevoeligheid, lupus, etc. hebt.
- u aan epilepsie lijdt.
- u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Behandel geen delen van de huid, waar

- zich permanente implantaten zoals metalen platen en -schroeven (uitzondering: orale implantaten), silicone implantaten of geïnjecteerde vullingen of toxines bevinden.
- zich daar, waar het product wordt toegepast, onlangs opgelopen wonden, eczeem, huiduitslag, open snijwonden, schaafplekken, blessures, psoriasis etc. bevinden.

- uw huid etterig of ontstoken is of waar u in het verleden abnormale groei van littekenweefsel, wondgenezingsstoringen of gevoelige huid had.
- zich piercings of andere metalen voorwerpen (bijv. van titaan) bevinden.
- u in de afgelopen 3 maanden vóór het gebruik van dit product bent geopereerd.

Als binnen de eerste 48 uur na gebruik onverwachte bijwerkingen zoals jeuk ontstaan, moet u een arts raadplegen voordat u het product verder gebruikt.

Raadpleeg een arts als u

- aan couperose of rosacea lijdt.
- in het verleden in het te behandelen deel aandoeningen zoals herpes simplex had, die door warmte gestimuleerd worden. Mocht dit het geval zijn, kunt u dit product na een overeenkomstige profylactische behandeling desondanks gebruiken.
- in de afgelopen 6 maanden voorgeschreven medicijnen op uw huid hebt gebruikt.
- aan huidziekten, overmatige groei van littekenweefsel of wondgenezingsstoringen lijdt.
- andere medische problemen hebt die volgens uw arts of dermatoloog het veilige gebruik van dit product uitsluiten.

4 Product en verpakkingsinhoud controleren

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

NL

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.
1. Neem het product uit de verpakking.
 2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
 3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

5 Voorbereiding op het gebruik

1. Om het product aan te brengen, drukt u het zacht op het FaceTite MultiPlatform-apparaat, tot het vastklikt (zie **afb. B**).
2. Was en droog uw huid grondig. Zorg ervoor dat er geen make-up en verontreinigingen op zitten.
3. Breng uw serum of dag-/nachtcrème op het gezicht aan. Let erop dat u een serum/crème gebruikt die geschikt is voor gebruik in combinatie met ultrasoon of elektroporatie.

6 Bediening



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Gebruik het product niet langer dan 5 minuten per keer.
- Het product werkt niet als het is aangesloten op de stroomvoorziening. Het kan alleen draadloos worden gebruikt.

- Lees in de gebruiksaanwijzing van het FaceTite MultiPlatform-apparaat hoe u het apparaat in- en uitschakelt en de energieniveaus (1–4) selecteert. De elektroporatie-elektroden **1** en de ultrasoonplaat **2** worden actief zodra het apparaat wordt ingeschakeld.
- Beweeg het apparaat tijdens het gebruik in ronddraaiende bewegingen over de huid.
- Begin behandelingen altijd met het energieniveau 1 en verhoog het energieniveau stapsgewijs, zolang u de behandeling nog als aangenaam ervaart.
- Met het hoogste energieniveau behaalt u de beste resultaten. Belangrijk is echter dat de behandeling met het geselecteerde energieniveau aangenaam voor u is. Mocht dit niet het geval zijn, kiest u een lager energieniveau.
- Gebruik het product telkens gedurende minimaal 5 minuten op grotere delen van de huid (bijv. wang of hals) of gedurende minimaal 3 minuten op kleinere delen van de huid (bijv. nasolabiale plooien (lachrimpels) of tussen de wenkbrauwen).
Zorg ervoor dat u het product daarbij niet op één plek van de huid houdt. Beweeg het altijd over het gehele huidoppervlak. U voorkomt daardoor overmatige verhitting van de huid en andere potentiële bijwerkingen.

7 Na het gebruik

1. Schakel het apparaat na gebruik uit en verwijder het product van het apparaat.
Om het product te verwijderen, trekt u het voorzichtig eraf tot het van het apparaat loskomt.
2. Reinig het product grondig na gebruik (zie hoofdstuk “Reiniging”).

8 Behandelingsplan

- Begin behandelingen altijd met het energieniveau 1 en verhoog het energieniveau stapsgewijs, zolang u de behandeling nog als aangenaam ervaart.
- Gebruik het product telkens gedurende minimaal 5 minuten op grotere delen van de huid (bijv. wang of hals) of gedurende minimaal 3 minuten op kleinere delen van de huid (bijv. nasolabiale plooien (lachrimpels) of tussen de wenkbrauwen).

- Gebruik het product gedurende 10 weken twee keer per week. De eerste zichtbare resultaten zijn na 5 weken of na 10 toepassingen waarneembaar.
- Gebruik het product vervolgens een keer per 2 weken om de resultaten van de behandeling te behouden.
- Om langdurig resultaat te krijgen, is het belangrijk om het product regelmatig te gebruiken.

NL

9 Reiniging

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen borstelharen en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.
 - Gebruik geen heet water bij het reinigen.
1. Reinig het product met een vochtige doek. Zorg ervoor dat het product vrij is van resten van het huidverzorgingsproduct.
 2. Droog het product grondig met een schone, droge, zachte doek.

10 Bewaring

Voor het opbergen moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Bewaar het product op een schone en droge plaats waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Bewaar het product zodanig dat het onbereikbaar is voor kinderen.

11 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	Zorg ervoor dat het product goed is aangebracht op het FaceTite MultiPlatform-apparaat. Bij correcte aanbrenging is het accu-/opzetstuk-controlelampje van het apparaat groen.
De controlelampjes van de energieniveaus 1 en 4 knipperen.	Zorg ervoor dat het product niet is verbonden met de voeding in het stopcontact. Het product kan alleen draadloos worden gebruikt.

12 Technische gegevens

Model:	HA2513
Frequentie	
Ultrasoon:	$3 \pm 0,5$ MHz
Elektroporatie:	35 / 30 / 25 / 20 KHz
Gewicht:	86 ± 10 g
Afmetingen (l × b × h):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Afvoer

13.1 Verpakking afvoeren



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

13.2 Product afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



NL

Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u dit volgens de in uw land geldende regelingen af te voeren.** Zo wordt gegarandeerd dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

14 Garantie

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is steeds bereid u te helpen!

15 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: www.silkn.eu. Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu.

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: klantenservicenl@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

Email: serviceconsommateurbe@silkn.eu

Aviso legal

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos
www.silk'n.eu - info@silk'n.eu

Índice

ES

1	Volumen de suministro/partes del equipo	58
2	Información general	58
2.1	Leer y guardar este manual del usuario	58
2.2	Explicación de símbolos	58
3	Seguridad	59
3.1	Uso apropiado	59
3.2	Indicaciones de seguridad	59
3.3	Contraindicaciones	61
4	Comprobación del producto y del volumen de suministro	64
5	Preparación para el uso	64
6	Manejo	64
7	Tras el uso	65
8	Plan de tratamiento	65
9	Limpieza	66
10	Almacenamiento	66
11	Búsqueda de fallos	66
12	Datos técnicos	67
13	Eliminación	67
13.1	Eliminación del embalaje	67
13.2	Eliminación del producto	68
14	Garantía	68
15	Atención al cliente	68

I Volumen de suministro/partes del equipo

- 1 Electrodo de electroporación, 4× 2 Placa de ultrasonidos

2 Información general

ES

2.1 Leer y guardar este manual del usuario



El presente manual del usuario pertenece a este accesorio de ultrasonido y electroporación (en adelante, el «producto»). Contiene información importante sobre la puesta en marcha y el uso. El producto se ha diseñado exclusivamente para usarse con el dispositivo FaceTite MultiPlatform (H2501). Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea y Reino Unido. Cuando se utilice en territorio extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.

¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.



Lea el manual del usuario.



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Declaración de conformidad: Los productos marcados con este símbolo cumplen todas las normativas aplicables en el Reino Unido.

ES

3 Seguridad

3.1 Uso apropiado

El producto está exclusivamente diseñado para favorecer la absorción de sus productos para el cuidado de la piel. Solo está concebido para uso particular y no para el ámbito industrial. Utilice el producto únicamente en la forma que se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

3.2 Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Solo utilice el producto con el dispositivo FaceTite MultiPlatform (H250I).
- Lea detenidamente el manual del usuario del dispositivo FaceTite MultiPlatform (H250I) antes de utilizar el producto.
- No utilice el producto para ningún otro propósito.
- No abra la carcasa y deje que la reparación la efectúen técnicos especializados. Para ello, contacte con el servicio de atención al cliente. Si se realizan reparaciones en

forma independiente, se conecta en forma inadecuada o se utiliza incorrectamente, se perderá todo derecho a garantía.

- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos. Manténgalo alejado del agua.
- No meta objetos en la carcasa.
- Mantenga todas las piezas del producto alejadas del fuego abierto y superficies calientes.
- Utilice el producto únicamente en interiores.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del producto por una persona responsable de su seguridad.

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los niños deben supervisarse para garantizar que no jueguen con el producto.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el embalaje de plástico. Si no, es posible que se enreden en la misma y se asfixien.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Mantenga el producto alejado de las llamas, las superficies calientes, las altas temperaturas o las inclemencias del tiempo (por ejemplo, la lluvia).
- Deje de utilizar el producto si las piezas de plástico están rajadas, rotas o deformadas. Los componentes dañados solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales consiguientes.

3.3 Contraindicaciones

No utilice el producto si...

- tiene un marcapasos, un desfibrilador implantado u otro implante electrónico activo.
- padece alteraciones endocrinas poco controladas, como diabetes y problemas de tiroides.

- Padece o ha padecido cáncer de piel, otro tipo de cáncer o lunares premalignos.
- ha recibido radioterapia o quimioterapia en los últimos 3 meses o presenta tumores potencialmente malignos en determinadas zonas de la piel.
- Su sistema inmune está debilitado por enfermedades de inmunodeficiencia como el sida o el VIH o por tomar fármacos inmunosupresores.
- ha utilizado isotretinoína (Accutane®) en los últimos 6 meses antes de utilizar este producto.
- padece una enfermedad asociada a la fotosensibilidad, como porfiria, dermatosis polimorfa lumínica (PLD), foturticaria, lupus, etc.
- sufre epilepsia.
- está embarazada o en periodo de lactancia.

No trate zonas con

- implantes permanentes como placas y tornillos metálicos (excepción: implantes orales), implantes de silicona o rellenos inyectados o toxinas.
- heridas, eczemas, erupciones, cortes abiertos, abrasiones, lesiones, psoriasis, etc. en el lugar donde se aplica el producto.

- la piel presenta úlceras o inflamación o si se han producido cicatrices, problemas de cicatrización o sensibilidad cutánea.
- tiene piercings u otros objetos metálicos (por ejemplo, de titanio).
- le han operado en los últimos 3 meses antes de utilizar este producto.

Antes de seguir utilizando el producto, consulte al médico si surgen efectos secundarios inesperados, como escozor cutáneo, en las primeras 48 horas de uso.

Póngase en contacto inmediatamente con su médico si...

- padece cuperosis o rosácea.
- ha tenido enfermedades estimuladas por el calor, como el herpes simple, en la zona del tratamiento. Si es así, puede seguir utilizando el producto tras un tratamiento profiláctico adecuado.
- ha aplicado en la piel medicamentos recetados por un médico en los últimos 6 meses.
- padece enfermedades cutáneas, cicatrices o alteraciones de cicatrización de heridas.
- tiene otros problemas médicos que, en opinión de su médico o dermatólogo, imposibilitan el uso seguro de este producto.

4 Comprobación del producto y del volumen de suministro

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.

1. Saque el producto del embalaje.
2. Asegúrese de que el suministro esté completo (véase la **fig. A**).
3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

5 Preparación para el uso

1. Pulse ligeramente sobre el dispositivo FaceTite MultiPlatform hasta que encaje en su sitio (véase la **fig. B**) para colocar el producto.
2. Limpie y seque bien la piel. Asegúrese de que esté libre de maquillaje e impurezas.
3. Aplíquese el suero o su crema de día/noche en el rostro. Asegúrese de utilizar un suero o una crema adecuados para usarse en combinación con ultrasonidos o electroporación.

6 Manejo

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- No utilice el producto durante más de 5 minutos en cada sesión.
- El producto no funciona cuando está conectado a la alimentación eléctrica. Solo puede utilizarse de forma inalámbrica.

- Consulte el manual del usuario del dispositivo FaceTite MultiPlatform para saber cómo encender y apagar el dispositivo o seleccionar los niveles de energía (1–4). Los electrodos de electroporación **1** y la placa de ultrasonidos **2** se activan en cuanto se enciende el dispositivo.
- Mueva el dispositivo con movimientos circulares sobre la piel durante su uso.
- Empiece siempre los tratamientos con el nivel de energía 1 y aumente poco a poco el nivel de energía mientras el tratamiento continúe resultándole agradable.
- Conseguirá los mejores resultados con el máximo nivel de energía. No obstante, es importante que le resulte agradable el tratamiento al nivel de energía seleccionado. Si no es así, elija un nivel de energía inferior.
- Utilice el producto en las zonas más grandes (como las mejillas o el cuello) durante, al menos, 5 minutos seguidos o en zonas más pequeñas (como las arrugas nasolabiales o el entrecejo) durante al menos 3 minutos seguidos.

No sostenga el producto contra una sola zona de la piel. Muévelo siempre por toda la zona. Así evitará un calentamiento excesivo de la piel y otros posibles efectos secundarios.

7 Tras el uso

1. Apague el dispositivo después de utilizarlo y retire el producto del dispositivo.
Tire suavemente del producto hasta que se desprenda del dispositivo para retirarlo.
2. Limpie bien el producto después de cada uso (véase el capítulo «Limpieza»).

8 Plan de tratamiento

- Empiece siempre los tratamientos con el nivel de energía 1 y aumente poco a poco el nivel de energía mientras el tratamiento continúe resultándole agradable.
- Utilice el producto en las zonas más grandes (como las mejillas o el cuello) durante, al menos, 5 minutos seguidos o en zonas más pequeñas (como las arrugas nasolabiales o el entrecejo) durante al menos 3 minutos seguidos.

- Aplique el producto dos veces a la semana durante 10 semanas. Los primeros resultados visibles se observan después de 5 semanas o 10 aplicaciones.
- Posteriormente, aplique el producto una vez cada 2 semanas para preservar los resultados del tratamiento.
- Para que los resultados sean duraderos, es importante emplear el producto con frecuencia.

9 Limpieza

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal ni utensilios de limpieza afilados o metálicos como cuchillos, espátulas duras y similares.
 - No utilice agua caliente para la limpieza.
1. Limpie el producto con un paño húmedo. Asegúrese de que el producto no contenga restos del producto para el cuidado de la piel.
 2. Seque por completo el producto con un paño limpio, seco y suave.

10 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños.

11 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	Asegúrese de que el producto se haya acoplado correctamente al dispositivo FaceTite MultiPlatform. Si está bien colocado, la luz de control de la batería/accesorio se ilumina en verde.
Los indicadores luminosos de los niveles de energía 1 y 4 parpadean.	Asegúrese de que el producto no esté conectado a la toma de corriente. El producto solo puede funcionar de forma inalámbrica.

12 Datos técnicos

Modelo:	HA2513
Frecuencia	
Ultrasonido:	$3 \pm 0,5$ MHz
Electroporación:	35/30/25/20 KHz
Peso:	86 ± 10 g
Dimensiones (largo × ancho × profundo):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Eliminación

13.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

13.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida separada de materiales.)



¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región**. Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

ES

14 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

15 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: www.silkn.eu. Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu.

Número de servicio: 900 823 302

Email: servicioalcliente@silkn.eu

Avvertenze legali

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silk'n Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silk'n Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Indice

I	Dotazione/parti dell'apparecchio	71
2	Informazioni generali	71
2.1	Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	71
2.2	Spiegazione dei simboli	71
3	Sicurezza	72
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	72
3.2	Avvertenze di sicurezza	72
3.3	Controindicazioni	74
4	Controllare il prodotto e la dotazione	77
5	Preparazione all'uso	77
6	Utilizzo	77
7	Dopo l'uso	78
8	Piano di trattamento	78
9	Pulizia	79
10	Conservazione	79
11	Ricerca anomalie	79
12	Dati tecnici	80
13	Smaltimento	80
13.1	Smaltimento dell'imballaggio	80
13.2	Smaltimento del prodotto	81
14	Garanzia	81
15	Servizio di assistenza clienti	81

I Dotazione/parti dell'apparecchio

- 1 Elettrodi per elettroporazione, 4x 2 Placca per ultrasuoni

2 Informazioni generali

2.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'Accessorio Ultrasuoni & Elettroporazione (di seguito denominato "prodotto"). Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo. Il

prodotto non è destinato all'uso con l'apparecchio FaceTite MultiPlatform (H2501).

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per un uso successivo. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per la manipolazione e l'uso.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme applicabili nel Regno Unito.

IT

3 Sicurezza

3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto serve esclusivamente a supportare l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

3.2 Avvertenze di sicurezza



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Utilizzare il prodotto esclusivamente con l'apparecchio FaceTite MultiPlatform (H2501).
- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso dell'apparecchio FaceTite MultiPlatform (H2501) prima di utilizzare il prodotto.
- Non usare il prodotto per nessun altro scopo.
- Non aprire il corpo esterno dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato. Rivolgersi all'assistenza

post-vendita. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.

- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Tenerlo lontano dall'acqua.
- Non inserire oggetti nel corpo dell'apparecchio.
- Tenere tutti i componenti del prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e competenza, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza oppure abbiano ricevuto indicazioni su come utilizzare il prodotto.
- Tenere i bambini lontani dal prodotto.

Sorvegliare i bambini per garantire che non giochino con il prodotto.

- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non vanno eseguiti da bambini senza sorveglianza.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'imballaggio di plastica. Giocandovi, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, superfici calde, temperature elevate o agenti atmosferici (ad es. pioggia).
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano crepe, rotture o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.

3.3 Controindicazioni

Non utilizzare il prodotto se

- avete un pacemaker, un defibrillatore impiantato o un altro impianto elettronico attivo;
- soffrite di disturbi endocrini mal controllati, come diabete e problemi alla tiroide;
- siete affetti o avete avuto in passato un cancro della pelle, un altro tumore o dei nei pre-maligni;

- siete stati sottoposti a radioterapia o chemioterapia negli ultimi 3 mesi o le aree della vostra pelle presentano tumori potenzialmente maligni;
- il sistema immunitario è indebolito a causa di malattie immunosoppressive come l'AIDS o l'HIV o per l'assunzione di farmaci immunosoppressivi;
- avete fatto uso di isotretinoina (Accutane®) negli ultimi 6 mesi prima di usare questo prodotto;
- siete affetti da patologie associate a fotosensibilità come porfiria, dermatosi polimorfa da luce (PLD), foturticaria, lupus, ecc.;
- soffrite di epilessia;
- siete in gravidanza o in allattamento.

Non trattare aree in cui

- sono presenti impianti permanenti come placche e viti metalliche (ad eccezione degli impianti orali), impianti di silicone o otturazioni iniettate o tossine;
- sono presenti ferite, eczemi, eruzioni cutanee, tagli aperti, abrasioni, lesioni, psoriasi, ecc. nel punto in cui viene applicato il prodotto;
- la pelle è ulcerata o infiammata o avete una storia di cicatrici, problemi di guarigione delle ferite o pelle sensibile;

- avete piercing o altri oggetti metallici (ad esempio in titanio);
- avete subito un intervento chirurgico negli ultimi 3 mesi prima di utilizzare questo prodotto.

Consultare il medico prima di continuare a usare il prodotto se nelle prime 48 ore di utilizzo si manifestano effetti collaterali inattesi, come prurito cutaneo.

Consultare il medico se

- soffrite di couperose o rosacea;
- in passato nella zona da trattare avete contratto malattie come l'herpes simplex, che vengono stimulate dal calore. In tal caso è possibile utilizzare il prodotto dopo un adeguato trattamento profilattico.
- negli ultimi 6 mesi avete applicato sulla pelle farmaci soggetti a prescrizione medica;
- soffrite di malattie della pelle, cicatrici o problemi di guarigione delle ferite;
- avete altri problemi clinici che, a giudizio del medico o del dermatologo, impediscono l'uso sicuro di questo prodotto.

4 Controllare il prodotto e la dotazione

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Accertarsi che la dotazione sia completa (vedi **Fig. A**).
3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

5 Preparazione all'uso

1. Per installare il prodotto, premere leggermente sull'apparecchio FaceTite MultiPlatform, finché si innesta (vedi **Fig. B**).
2. Pulire e asciugare accuratamente la pelle. Assicurarsi che sia priva di trucco e di impurità.
3. Applicare sul viso il siero o la crema giorno/notte. Fare attenzione a utilizzare un siero / una crema idonei all'utilizzo in combinazione con ultrasuoni o elettroporazione.

6 Utilizzo

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Non usare il prodotto per più di 5 minuti a sessione.
- Il prodotto non funziona se è collegato alla corrente elettrica. Può essere utilizzato esclusivamente senza fili.

- Leggere le istruzioni per l'uso dell'apparecchio FaceTite MultiPlatform per capire come accendere e/o spegnere l'apparecchio e selezionare i livelli di energia (1–4). Gli elettrodi per elettroporazione **1** e la placca per ultrasuoni **2** si attivano appena viene acceso l'apparecchio.
- Durante l'utilizzo dell'apparecchio, spostarlo sulla pelle con movimenti circolari.
- Iniziare sempre i trattamenti con il livello di energia 1 e aumentare gradualmente il livello di energia fino a quando il trattamento risulta ancora confortevole.
- Il livello di energia più alto consente di ottenere i migliori risultati. È però importante che il trattamento con il livello di energia selezionato sia confortevole per l'utente. Se non è confortevole, scegliere un livello di energia inferiore.
- Applicare il prodotto sulle aree più estese (come guance o collo) per almeno 5 minuti alla volta, o sulle aree più piccole (come rughe nasolabiali (linee d'espressione) o tra le sopracciglia) per almeno 3 minuti alla volta.

Non tenere fermo il prodotto su un solo punto della pelle. Far scorrere il prodotto su tutta l'area. In questo modo si evita un eccessivo riscaldamento della pelle e altri potenziali effetti collaterali.

7 Dopo l'uso

1. Dopo l'utilizzo, spegnere l'apparecchio e prelevare il prodotto dall'apparecchio.
Per rimuovere il prodotto, tirarlo delicatamente fino a quando si stacca dall'apparecchio.
2. Pulire accuratamente il prodotto dopo l'uso (vedi il capitolo "Pulizia").

8 Piano di trattamento

- Iniziare sempre i trattamenti con il livello di energia 1 e aumentare gradualmente il livello di energia fino a quando il trattamento risulta ancora confortevole.
- Applicare il prodotto sulle aree più estese (come guance o collo) per almeno 5 minuti alla volta, o sulle aree più piccole (come rughe nasolabiali (linee d'espressione) o tra le sopracciglia) per almeno 3 minuti alla volta.

- Applicare il prodotto due volte alla settimana per 10 settimane. I primi risultati visibili si noteranno dopo 5 settimane e/o 10 applicazioni.
- Applicare il prodotto una volta ogni 2 settimane per mantenere i risultati del trattamento.
- Affinché i risultati durino, è importante utilizzare il prodotto regolarmente.

IT

9 Pulizia

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non usare detergenti abrasivi, spazzole con setole metalliche e utensili per la pulizia taglienti o metallici come coltelli, spazzole dure e simili.
 - Non pulire con acqua calda.
1. Pulire il prodotto utilizzando un panno umido. Accertarsi che il prodotto sia privo di residui del prodotto per la cura della pelle.
 2. Asciugare accuratamente il prodotto con un panno pulito, asciutto e morbido.

10 Conservazione

Prima di riporre il prodotto tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

- Riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.

11 Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

Problema	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non funziona.	Accertarsi che il prodotto venga montato correttamente sull'apparecchio FaceTite MultiPlatform. Se è correttamente collegato, la spia della batteria/accessorio si accende in verde.
Si accendono le spie di controllo dei livelli di energia I e 4.	Assicurarsi che il prodotto non sia più collegato alla corrente elettrica tramite la presa. Il prodotto può essere azionato esclusivamente senza fili.

12 Dati tecnici

Modello:	HA2513
Frequenza	
Ultrasuoni:	$3 \pm 0,5$ MHz
Elettroporazione:	35 / 30 / 25 / 20 KHz
Peso:	86 ± 10 g
Dimensioni (L × P × H):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Smaltimento

13.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

13.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria regione.**

In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici vengono contrassegnati dal

simbolo qui riprodotto.

14 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarla!

15 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: www.silkn.eu. Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu.

Numero del servizio: +31(0)180-330550

E-mail: servizioclientiit@silkn.eu

Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

TR

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silkn Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn'n ve Silk'n logosu Silkn Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda
www.silkn.eu – info@silkn.eu

İçindekiler

1	Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları	84
2	Genel bilgiler	84
2.1	Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması	84
2.2	Sembol açıklamaları	84
3	Güvenlik	85
3.1	Amaca uygun kullanım	85
3.2	Güvenlik uyarıları	85
3.3	Kontra endikasyonlar	87
4	Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü	89
5	Kullanıma hazırlama	90
6	Kullanım	90
7	Uygulama sonrası	91
8	Uygulama Planı	91
9	Temizleme	91
10	Saklama	92
11	Hata arama	92
12	Teknik bilgiler	92
13	İmha	92
13.1	Ambalajın imhası	92
13.2	Ürünün imhası	93
14	Garanti bilgileri	93
15	Müşteri Hizmetleri	93

I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- 1 Elektroporasyon Elektrotları, 4x 2 Ultrason Plakası

2 Genel bilgiler

2.1 Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması



Bu kullanım kılavuzu, bu Adet Ultrason ve Elektroporasyon aksesuarına Başlığına (bundan sonra “Ürün” olarak anılacaktır) aittir. Çalıştırma ve kullanım ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Ürün yalnızca FaceTite MultiPlatform (H2501) cihazı ile

kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.

! UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

UYARI!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Birleşik Krallık'ta uygulanan tüm yönetmeliklere uygundur.

3 Güvenlik

3.1 Amaca uygun kullanım

Ürün, yalnızca cilt bakım ürünlerinizin emilimini desteklemek amacıyla kullanılmalıdır. Sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari alanda kullanıma uygun değildir.

Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

3.2 Güvenlik uyarıları

İKAZ! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü sadece FaceTite MultiPlatform (H2501) cihazı ile birlikte kullanın.
- Ürünü kullanmadan önce FaceTite MultiPlatform (H2501) cihazının kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Ürünü başka amaçlar için kullanmayın.
- Mahfazayı açmayın, onarımı uzmanına bırakın. Bunun için teknik servise başvurun. Servis dışında yaptırılan onarımlarda yanlış bağlantı veya hatalı kullanma durumunda, sorumluluk ve garanti hakkı ortadan kalkar.

- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun parçalar kullanılabilir. Bu üründe tehlike kaynaklarından korunma bağlamında temel öneme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
- Ürünü suya veya diğer sıvılara batırmayın. Sudan uzak tutun.
- Cihazın içine hiçbir cisim sokmayın.
- Ürünün tüm parçalarını açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Bu ürün, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ya da bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır; ancak, bu kişiler güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetiminde veya nasıl kullanılacağı konusunda kendisinin rehberliğinde ürünü kullanabilirler.
- Çocukları üründen uzak tutun. Çocuklar, ürünle oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocukların plastik ambalajla oynamasını önleyin. Oynarken ambalaj başlarına geçebilir ve boğulma riski yaratabilir.

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü açık ateşten, sıcak yüzeylerden, yüksek sıcaklıklardan veya hava koşullarının etkilerinden (örn. yağmur) uzak tutun.
- Plastik parçaları kırılmış, çatlamış veya deforme olmuşsa ürünü artık kullanmayın. Hasarlı parçaları yalnızca uygun orijinal yedek parçalarla değiştirin.

3.3 Kontra endikasyonlar

Ürünü aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- bir kalp pili, defibrilatör implantı ya da başka aktif bir elektronik implant kullanıyorsanız.
- diyabet ya da tiroid sorunları gibi yeterince kontrol edilemeyen endokrin düzensizlikleriniz varsa.
- güncel olarak cilt kanseri, başka bir kanser hastalığınız varsa ya da prekanseröz benlere sahipseniz ya da bu tip sorunlar yaşadığınız.
- geçen 3 ay zarfında ışın tedavisi ya da kemoterapi gördüyseniz veya cildinizin bazı bölümlerinde kötü huylu potansiyel urlar varsa.
- AIDS ya da HIV gibi bağışıklığı bozucu hastalıklardan ya da bağışıklığı bozucu ilaçların alınmasından dolayı bağışıklık sisteminiz zayıf düşmüşse.

- bu ürünü kullanmadan önce son 6 ay içerisinde izotretinoin (Accutane®) kullandıysanız.
- porfiriya, polimorf ışık dermatozu (PLD), güneş alerjisi, lupus vs. gibi ışığa duyarlılıkla ilişkili bir hastalığınız varsa.
- epilepsi hastasıysanız.
- gebeykeniz ya da emziriyorsanız.

Şu bölgelere tedavi yapmaktan kaçının:

- kalıcı implantların (örneğin metal plakalar ve vidalar gibi, oral implantlar hariç), silikon implantların ya da enjekte edilmiş dolguların veya toksinlerin bulunduğu bölgeler.
- ürünün uygulandığı yerlerde yeni yaralar, egzama, cilt döküntüsü, açık kesik yaraları, sürtme izleri, lezyonlar, kepek vs bulunması.
- cildinizde iltihap varsa veya geçmişte yara izi tümörler, yara iyileşmeme sorunları ya da hassas cildiniz varsa.
- piercing veya başka metalik nesnelerin (örn. titanyumdan) bulunduğu bölgeler.
- bu ürünü kullanmadan önce son 3 ay içerisinde ameliyat olmuşsanız.

Kullanımdan sonra ilk 48 saat içerisinde beklenmedik yan etkiler görüldüğünde (ciltte kaşıntı gibi) ürünü kullanmaya devam etmeden önce bir doktora başvurun.

Şu durumlarda doktorunuza başvurun:

- kırmızı ergenlik veya rosacea hastasıysanız.
- geçmişte tedavi edilecek bölgelerde ısıdan dolayı ortaya çıkan uçuk gibi hastalıklarınız olduysa. Bu durum söz konusuysa buna rağmen tedbir amaçlı bir tedaviden sonra bu ürünü kullanabilirsiniz.
- geçen 6 ay zarfında cildinize hekim tarafından belirtilmiş ilaçlar uygulamışsanız.
- cilt hastalıklarınız, yara izi tümörleriniz veya yara iyileşme sorunlarınız varsa.
- doktorunuzun veya dermatologların görüşüne göre bu ürünün güvenli kullanımını imkansız hale getiren başka tıbbi sorunlarınız varsa.

4 Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma sırasında çok dikkatli davranın.

1. Ürünü ambalajından çıkartın.
2. Teslimatın tam olup olmadığını doğrulayın (bkz. **Resim A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bu durumda teknik servimize başvurun.

5 Kullanıma hazırlama

1. Ürünü takmak için, FaceTite MultiPlatform cihazına hafifçe bastırın, cihazın yerine oturduğundan emin olun (bkz **Resim B**).
2. Cildinizi iyice temizleyin ve kurulaşın. Cildinizin makyaj ve kirlerden tamamen arınmış olduğundan emin olun.
3. Yüzünüze serumunuzu ya da gündüz/gece kreminizi uygulayın. Ultrason veya elektroporasyon ile birlikte kullanıma uygun bir serum/krem kullandığınızdan emin olun.

6 Kullanım

TR

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Ürünü işlem başına 5 dakikadan uzun süre kullanmayın.
- Ürün, elektrik kaynağına bağılıyken çalışmaz. Sadece kablosuz olarak kullanılabilir.
- FaceTite MultiPlatform cihazının kullanım kılavuzundan cihazın nasıl açılıp kapatılacağını ve enerji seviyelerinin (1–4) nasıl seçileceğini okuyun. Cihaz çalıştırıldığında elektroporasyon elektrotları **1** ve ultrason plakası **2** aktif hale gelir.
- Uygulama sırasında cihazı cilt üzerinde dairesel hareketlerle gezdirin.
- Uygulamaya her zaman enerji seviyesi 1 ile başlayın ve rahat hissettiğiniz sürece uygulamanın enerji seviyesini kademeli olarak artırın.
- En yüksek enerji seviyesiyle en iyi sonuçları elde edersiniz. Ancak uygulamanın seçilen enerji seviyesiyle sizin için rahat hissettirmesi önemlidir. Bu durum söz konusuysa, bir düşük enerji seviyesini seçin.
- Ürünü daha büyük alanlarda (yanaklar veya boyun gibi) en az 5'er dakika, daha küçük alanlarda (nazolabial çizgiler (gülme çizgileri) veya kaşların arası gibi) en az 3'er dakika uygulayın. Ürünü bu esnada cildin tek bir noktasında bekletmeyin. Her zaman tüm bölge üzerinde hareket ettirin. Bu sayede cildin aşırı ısınmasını ve başka potansiyel yan etkiler olmasını önlersiniz.

7 Uygulama sonrası

1. Kullandıktan sonra cihazı kapatın ve ürünü cihazdan çıkarın. Ürünü çıkarmak için nazikçe çekin ve cihazdan ayırın.
2. Her kullanımdan sonra ürünü temizleyin ("Temizleme" bölümüne bakın).

8 Uygulama Planı

- Uygulamaya her zaman enerji seviyesi 1 ile başlayın ve rahat hissettiğiniz sürece uygulamanın enerji seviyesini kademeli olarak artırın.
- Ürünü daha büyük alanlarda (yanaklar veya boyun gibi) en az 5'er dakika, daha küçük alanlarda (nazolabial çizgiler (gülme çizgileri) veya kaşların arası gibi) en az 3'er dakika uygulayın.
- Ürünü 10 hafta boyunca haftada iki kez uygulayın. Gözle görülür ilk sonuçlar 5. haftadan veya 10. uygulamadan sonra ortaya çıkar.
- Daha sonra uygulama sonuçlarını korumak için ürünü 2 haftada bir uygulayın.
- Sonuçların kalıcı olması için ürünün düzenli olarak uygulanması önemlidir.

9 Temizleme

UYARI! HASAR TEHLİKESİ!

- Aşındırıcı temizleyiciler, metal fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.
 - Temizlik için sıcak su kullanmayın.
1. Ürünü nemli bir bezle silin. Ürünün cilt bakım ürünü kalıntılarından arındırılmış olduğundan emin olun.
 2. Ürünü temiz, kuru, yumuşak bir bezle iyice kurulayın.

10 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır.

- Ürünü sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.

11 Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün çalışmıyor.	• Ürünün FaceTite MultiPlatform cihazına doğru şekilde takıldığından emin olun. Doğru şekilde takıldığında, cihaz üzerindeki pil/yedek gösterge ışığı yeşil yanacaktır.
1. ve 4. enerji seviyelerinin kontrol ışıkları yanıp sönüyor.	• Ürünün elektrik prizine bağlı olmadığından emin olun. Ürün yalnızca kablosuz olarak çalıştırılabilir.

12 Teknik bilgiler

Model:	HA2513
Frekans	
Ultrason:	$3 \pm 0,5$ MHz
Elektroporasyon:	35 / 30 / 25 / 20 KHz
Ağırlık:	86 ± 10 g
Boyutlar (U × G × Y):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 İmha

13.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

13.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların kurallara

uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

14 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

15 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: www.silkkn.eu. Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak www.silkkn.eu adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31(0)180-330550

E-posta: info@silkkn.eu

Aviso legal

A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

PT

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silkn Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silkn Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registradas da Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Índice

1	Volume de fornecimento/peças do aparelho	96
2	Informações gerais	96
2.1	Ler e guardar o manual de instruções	96
2.2	Explicação dos símbolos	96
3	Segurança	97
3.1	Utilização prevista	97
3.2	Indicações de segurança	97
3.3	Contraindicações	99
4	Verificar o produto e o volume de fornecimento	102
5	Preparação da utilização	102
6	Operação	102
7	Depois da utilização	103
8	Plano de tratamento	103
9	Limpeza	104
10	Armazenamento	104
11	Resolução de problemas	104
12	Dados técnicos	105
13	Eliminação	105
13.1	Eliminação da embalagem	105
13.2	Eliminar o produto	105
14	Informações sobre a garantia	106
15	Serviço de assistência ao cliente	106

I Volume de fornecimento/peças do aparelho

- 1 Eléktrodo de eletroporação, 4x 2 Disco de ultra- som

2 Informações gerais

2.1 Ler e guardar o manual de instruções



Este manual de instruções faz parte deste acessório de ultrassom e eletroporação (a seguir denominado “produto”). Este manual contém informações importantes para a colocação em funcionamento e utilização. O produto destina-se apenas a ser utilizado com o aparelho FaceTite MultiPlatform (H2501). Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto. Isto aplica-se, em particular, às indicações de segurança. O não-cumprimento deste manual de instruções pode resultar em ferimentos ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regras em vigor na União Europeia e no Reino Unido. Devem ser observadas as diretivas e leis específicas de cada país no estrangeiro. Guarde o manual de instruções para utilização posterior. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

PT

2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras-sinal são utilizados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.

ATENÇÃO!

Este símbolo do sinal/palavra-sinal indica um perigo com um nível de risco médio que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

NOTA!

Esta palavra-sinal alerta para possíveis danos materiais.



Este símbolo-sinal fornece informações adicionais úteis sobre o manuseio e a utilização.



Leia o manual de instruções.



Declaração de Conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Declaração de Conformidade: Os produtos marcados com este símbolo cumprem todas as normas aplicáveis no Reino Unido.

3 Segurança

3.1 Utilização prevista

PT

O produto é utilizado exclusivamente para apoiar a absorção dos seus produtos de cuidados da pele. Destina-se apenas a uso privado e não é apropriado para uso comercial.

O produto só deve ser utilizado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e pode resultar em danos materiais ou danos pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por utilização incorreta ou imprópria.

3.2 Indicações de segurança



AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Utilize o produto apenas em conjunto com o aparelho FaceTite MultiPlatform (H250I).
- Leia atentamente as instruções de funcionamento do aparelho FaceTite MultiPlatform (H250I) antes de utilizar o produto.
- Não utilize o produto para qualquer outro fim.
- Não abra a caixa, mas deixar a reparação a cargo de especialistas. Para tal, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.

Estão excluídos os direitos de responsabilidade e de garantia em caso de reparações efetuadas pelo utilizador, ligação incorreta ou operação incorreta.

- Para as reparações só devem ser utilizadas peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.
- Não mergulhar o produto em água ou noutros líquidos. Mantenha-o afastado da água.
- Não introduza objetos na caixa.
- Manter todas as partes do produto afastadas de chamas abertas e de superfícies quentes.
- Utilize o produto apenas em espaços interiores.

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Manter as crianças afastadas do produto. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o produto.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Certifique-se de que as crianças não brincam com as embalagens de plástico. Podem ficar presas nelas enquanto brincam e sufocar.

PT

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Manter o produto afastado de chamas, superfícies quentes, temperaturas elevadas ou dos efeitos das condições climatéricas (por exemplo, chuva).
- Deixe de utilizar o produto se as peças de plástico estiverem rachadas, partidas ou deformadas. Substituir as peças danificadas apenas por peças sobresselentes originais correspondentes.

3.3 Contraindicações

Não utilize o produto, se

- For portador pacemaker, desfibriladores implantados ou outros implantes eletrónicos ativos.
- sofrer de doenças endócrinas com controlo inadequado, tais como diabetes e problemas de tiroide.

- Tem historial de cancro da pele ou de qualquer outro tipo de cancro ou tiver tido marcas de nascença pré-malignas.
- Fez tratamento de radioterapia ou quimioterapia nos últimos 3 meses, ou tem áreas da pele com potenciais tumores malignos.
- Tem o sistema imunitário debilitado devido a doenças imunossupressoras, como SIDA ou VIH, ou à toma de medicamentos imunossupressores.
- Tomou isotretinoína (Accutane®) nos 6 meses anteriores à utilização do produto.
- Tem uma doença associada a fotossensibilidade, como porfiria, erupção polimórfica da luz (EPL), urticária solar, lúpus, etc.
- Sofre de epilepsia.
- Está grávida ou a amamentar.

Não tratar as zonas em que

- existam implantes permanentes, como placas e parafusos metálicos (exceto implantes dentários), implantes de silicone ou enchimentos injetados ou toxinas.
- existem feridas atuais, eczema, erupções cutâneas, cortes abertos, escoriações, lesões, psoríase, etc. onde o produto é aplicado.

- A sua pele está ulcerada ou inflamada ou tem um historial de cicatrizes, problemas de cicatrização de feridas ou pele sensível.
- tem piercings ou outros objetos metálicos (por ex., em titânio).
- Foi submetido a uma cirurgia nos 3 meses anteriores à utilização deste produto.

Consulte um médico, antes de continuar a utilizar o produto, se sentir efeitos secundários inesperados, como comichão na pele, nas primeiras 48 horas depois da utilização.

Consulte o seu médico, se

- sofre de Couperose ou Rosácea.
- tiver tido no passado doenças como o herpes simplex na zona a tratar, que são estimuladas pelo calor. Se for esse o caso, pode utilizar este produto após um tratamento profilático adequado.
- ter utilizado medicação prescrita por um médico na sua pele nos últimos 6 meses.
- sofrer de doenças de pele, cicatrizes ou problemas de cicatrização.
- ter quaisquer outras condições de saúde que, na opinião do seu médico ou dermatologista, impeçam a utilização segura deste produto.

4 Verificar o produto e o volume de fornecimento

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir a embalagem.
1. Retirar o produto da embalagem.
 2. Verifique se o volume de fornecimento está completo (ver **fig. A**).
 3. Verificar se o produto ou os componentes estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser utilizado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

PT

5 Preparação da utilização

1. Para fixar o produto, pressione-o ligeiramente no aparelho FaceTite MultiPlatform até encaixar no lugar (ver **Fig. B**).
2. Limpe e seque bem a sua pele. Certifique-se de que está livre de maquilhagem e impurezas.
3. Aplique o seu sérum ou creme de dia/noite no seu rosto. Certifique-se de que utiliza um soro/creme adequado para utilização em combinação com ultra-sons ou electroporação.

6 Operação

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Não utilize o produto durante mais de 5 minutos por sessão.
- O produto não funciona quando está ligado à fonte de alimentação. Só pode ser utilizado sem fios.

- Consulte o manual de instruções do aparelho FaceTite MultiPlatform para saber como ligar e desligar o aparelho e selecionar os níveis de potência (1–4). Os eletrodos de eletroporação **1** e o disco de ultra-som **2** ficam ativos assim que o aparelho é ligado.
- Durante a utilização, mover o aparelho em movimentos circulares sobre a pele.
- Comece sempre os tratamentos com o nível de energia 1 e aumente gradualmente o nível de energia enquanto continuar a achar o tratamento agradável.
- Utilizar o nível de intensidade energética mais alto permite obter os melhores resultados. No entanto, é importante que o tratamento com o nível de energia selecionado seja agradável para si. Se não se sentir confortável, opte pelo nível de intensidade energética mais baixo.
- Aplicar o produto nas zonas maiores (como as maçãs do rosto ou o pescoço) durante, pelo menos, 5 minutos e nas zonas mais pequenas (como as dobras nasolabiais (linhas de riso) ou entre as sobrancelhas) durante, pelo menos, 3 minutos.

Não deixe o produto num único ponto da pele. Mantenha o produto em movimento, cobrindo toda a área. Isto evita o aquecimento excessivo da pele e outros potenciais efeitos secundários.

7 Depois da utilização

1. Desligar o aparelho após a utilização e retirar o produto do aparelho.
Para retirar o produto, puxe-o com cuidado até que se solte do aparelho.
2. Limpar bem o produto após a utilização (ver capítulo “Limpeza”).

8 Plano de tratamento

- Comece sempre os tratamentos com o nível de energia 1 e aumente gradualmente o nível de energia enquanto continuar a achar o tratamento agradável.
- Aplicar o produto nas zonas maiores (como as maçãs do rosto ou o pescoço) durante, pelo menos, 5 minutos e nas zonas mais pequenas (como as dobras nasolabiais (linhas de riso) ou entre as sobrancelhas) durante, pelo menos, 3 minutos.

- Aplicar o produto duas vezes por semana durante 10 semanas. Os primeiros resultados visíveis aparecerão após 5 semanas ou 10 aplicações.
- De seguida, aplicar o produto a cada 2 semanas para manter os resultados do tratamento.
- Para que os resultados sejam permanentes, é importante utilizar o produto regularmente.

9 Limpeza

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas metálicas ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e similares.
 - Não utilize água quente para limpar.
1. Limpe o produto com um pano húmido. Certifique-se de que o produto está isento de resíduos do produto de cuidado da pele.
 2. Seque bem o produto com um pano limpo, seco e macio.

10 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento.

- Armazenar o produto num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.
- Armazenar o produto de forma que seja inacessível para crianças.

11 Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenas falhas que podem ser corrigidas pelo próprio utilizador. Siga as instruções na tabela seguinte. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

Falha	Possível causa e solução
O produto não funciona.	Certifique-se de que o produto está corretamente ligado ao aparelho FaceTite MultiPlatform. Se estiver corretamente ligado, a luz indicadora de bateria/ligação no aparelho acende-se a verde.
As luzes indicadoras dos níveis de energia 1 e 4 piscam.	Certifique-se de que o produto não está ligado à fonte de alimentação na tomada. O produto só pode ser utilizado sem fios.

PT

12 Dados técnicos

Modelo:	HA2513
Frequência	
Ultra-som:	$3 \pm 0,5$ MHz
Eletroporação:	35 / 30 / 25 / 20 KHz
Peso:	86 ± 10 g
Dimensões (C × L × A):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Eliminação

13.1 Eliminação da embalagem



Elimine, separadamente, os componentes da embalagem. Colocar o cartão e o papelão no caixote do lixo e a película no caixote da reciclagem.

13.2 Eliminar o produto

(Aplicável na União Europeia e noutros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



Os aparelhos antigos não devem ser eliminados com o lixo doméstico!

Se o produto já não puder mais ser utilizado, **elimine-o de acordo com os regulamentos aplicáveis no seu estado ou país.** Desta forma, garante-se que os aparelhos antigos são devidamente reciclados e evitam-se efeitos negativos no ambiente. É por isso que

os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui apresentado.

I4 Informações sobre a garantia

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

PT

I5 Serviço de assistência ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: www.silkn.eu. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em www.silkn.eu como PDF.

Número de serviço: +31(0)180-330550

Email: info@silkn.eu

Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

DA

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

Silkn Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silkn Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Indholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatdele	109
2	Generelt	109
2.1	Læs og opbevar brugsanvisningen	109
2.2	Symbolforklaring	109
3	Sikkerhed	110
3.1	Forskriftsmæssig brug	110
3.2	Sikkerhedsoplysninger	110
3.3	Kontraindikationer	112
4	Kontroller produkt og indhold	114
5	Forberedelse af brugen	115
6	Betjening	115
7	Efter brugen	116
8	Behandlingsplan	116
9	Rengøring	116
10	Opbevaring	117
11	Fejlfinding	117
12	Tekniske data	117
13	Bortskaffelse	118
13.1	Bortskaf emballage	118
13.2	Bortskaf produkt	118
14	Garantiinformationer	118
15	Kundeservice	118

I Leveringsomfang/apparatdele

- 1 Elektroder til elektroporation, 4x 2 Ultralydplade

2 Generelt

2.1 Læs og opbevar brugsanvisningen



Denne brugsanvisning hører til dette ultralyd og elektroporation-tilbehør (i det følgende benævnt "produkt"). Den indeholder vigtige oplysninger til ibrugtagningen og brugen. Produktet er kun udviklet til anvendelse med apparatet FaceTite

DA

MultiPlatform (H2501).

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for sikkerhedsoplysningerne.

Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU og Storbritannien. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.



ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer om håndteringen og brugen.



Læs brugsanvisningen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle Storbritanniens gældende regler og lovgivninger.

3 Sikkerhed

3.1 Forskriftsmæssig brug

Produktet bruges udelukkende til at understøtte optagelsen af dine hudplejeprodukter. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse.

Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskader. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

3.2 Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Anvend kun produktet sammen med apparatet FaceTite MultiPlatform (H2501).
- Læs betjeningsvejledningen til apparatet FaceTite MultiPlatform (H2501) grundigt igennem, før du anvender produktet.
- Anvend ikke produktet til andre formål.
- Åbn ikke kabinettet, men overlad reparationen til fagfolk. Henvend dig i den forbindelse til kundeservice. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening bortfalder hæftelses- og garantikrav.

- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette produkt findes der elektriske og metalliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Må ikke komme i nærheden af vand.
- Indsæt ikke genstande i kabinettet.
- Hold alle produktets dele væk fra åben ild og varme overflader.
- Anvend kun produktet indendørs.

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de af denne person har modtaget instruktioner i, hvordan produktet skal anvendes.
- Hold børn på afstand af produktet. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Sikr, at børn ikke leger med plastemballagen.

De kan hænge fast i den under leg og kvæles i den.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hold produktet væk fra åben ild, varme overflader, høje temperaturer og påvirkning fra vejret (fx regn).
- Anvend ikke længere produktet, hvis plastdelene er revnet, knækket eller deforme. Erstat beskadigede dele kun med tilsvarende originale reservedele.

DA

3.3 Kontraindikationer

Anvend ikke produktet, hvis

- du har en pacemaker, indopereret defibrillator eller et andet aktivt elektronisk implantat.
- du har dårligt kontrollerede endokrine lidelser som f.eks. diabetes og problemer med skjoldbruskkirtlen.
- du i øjeblikket har, eller har haft hudkræft, en anden kræftsygdom eller præmaligne modermærker.
- du har fået strålebehandling eller har modtaget kemoterapi inden for de sidste 3 måneder, eller områder af din hud har potentielt maligne tumorer.
- dit immunsystem er svækket på grund af immunsuppressive sygdomme som AIDS

eller HIV eller at tage immunsuppressiv medicin.

- du har brugt isotretinoin (Accutane®) inden for de sidste 6 måneder, før du bruger dette produkt.
- du har en lysfølsomhedsrelateret sygdom som porfyri, polymorf fotodermatose (PLD), fotourticaria, lupus osv.
- du lider af epilepsi.
- du er gravid eller ammer.

DA

Foretag ikke behandling på områder, hvor

- der er permanente implantater som f.eks. metalplader og skruer (undtagelse: orale implantater), silikoneimplantater eller injiceret fyld eller giftstoffer.
- der er sår, eksem, udslæt, åbne snitsår, skrammer, læsioner, psoriasis osv.
- huden er purulent eller betændt, eller hvor du tidligere har haft arvækst, sårhelingsproblemer eller følsom hud.
- der er piercinger eller andre metalgenstande (f.eks. lavet af titanium).
- der inden for de sidste 3 måneder er opereret.

Kontakt en læge, før du fortsætter med at bruge produktet, hvis der opstår uventede bivirkninger, som f.eks. kløe, inden for de første 48 timer efter brug.

Søg råd hos din læge, hvis du

- lider af couperose eller rosacea.
- tidligere har haft sygdomme som herpes simplex i det område, der skal behandles, som stimuleres af varme. Hvis dette er tilfældet, kan du stadig bruge dette produkt efter passende profylaktisk behandling.
- har brugt medicin ordineret af en læge på din hud inden for de sidste 6 måneder.
- lider af hudsygdomme, arvevækst eller sårhelingsproblemer.
- har andre medicinske tilstande, som efter din læges eller hudlæges mening udelukker sikker brug af dette produkt.

DA

4 Kontroller produkt og indhold

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.
1. Tag produktet ud af emballagen.
 2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
 3. Kontroller, om produktet eller enkeltdelene er beskadigede. Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet. Henvend dig til vores kundeservice.

5 Forberedelse af brugen

1. For at montere produktet skal du trykke det let på FaceTite MultiPlatform-apparatet, indtil det går i indgreb (se **ill. B**).
2. Rens og tør din hud grundigt. Sørg for, at den er fri for makeup og snavs.
3. Påfør dit serum eller din dag-/natcreme på dit ansigt. Sørg for at anvende et serum/en creme, der er egnet til anvendelse i kombination med ultralyd eller elektroporation.

6 Betjening

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Brug ikke produktet i mere end 5 minutter pr. anvendelse.
 - Produktet fungerer ikke, hvis det er tilsluttet til strømforsyningen. Det kan kun anvendes trådløst.
 - Læs i betjeningsvejledningen til FaceTite MultiPlatform-apparatet, hvordan du tænder og slukket apparatet og vælger energiniveau (1–4). Elektroderne til elektroporation **1** og ultralydpladen **2** bliver aktive, så snart apparatet tændes.
 - Bevæg apparatet i cirkelbevægelser hen over huden under brugen.
 - Start altid behandlinger med energiniveau 1, og forøg energiniveauerne trinvis, så længe du stadig synes, behandlingen er behagelig.
 - Du opnår de bedste resultater med det højeste energiniveau. Det er dog vigtigt, at behandlingen føles behagelig for dig på det valgte energiniveau. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du vælge et lavere energiniveau.
 - Anvend produktet i mindst 5 minutter ad gangen på større områder (såsom kinder eller hals) eller i mindst 3 minutter ad gangen på mindre områder (såsom nasolabiale folder (smilerynker) eller mellem øjenbrynene).
- Lad ikke produktet hvile på et enkelt område af huden. Bevæg det altid hen over hele området. Dette forhindrer huden i at blive for varm og andre potentielle bivirkninger.

7 Efter brugen

1. Sluk apparatet efter endt brug, og fjern produktet fra apparatet. For at fjerne produktet skal du trække forsigtigt i det, indtil det løsnes fra apparatet.
2. Rengør produktet grundigt efter brug (se kapitel "Rengøring").

8 Behandlingsplan

- Start altid behandlinger med energiniveau 1, og forøg energiniveauerne trinvist, så længe du stadig synes, behandlingen er behagelig.
- Anvend produktet i mindst 5 minutter ad gangen på større områder (såsom kinder eller hals) eller i mindst 3 minutter ad gangen på mindre områder (såsom nasolabiale folder (smilerynker) eller mellem øjenbrynene).
- Anvend produktet to gange om ugen i 10 uger. De første synlige resultater viser sig efter 5 uger, eller når produktet har været brugt 10 gange.
- Brug derefter produktet en gang hver 2. uge for at bevare behandlingsresultaterne.
- For at resultaterne holder, er det vigtigt at bruge produktet regelmæssigt.

9 Rengøring

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Anvend ingen skrappe rengøringsmidler, børster med metalbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsredskaber som knive, hårde spartler eller lignende.
 - Brug ikke varmt vand til rengøringen.
1. Rengør produktet med en fugtig klud. Sørg for, at produktet er fri for rester af hudplejeproduktet.
 2. Tør produktet grundigt af med en ren, tør, blød klud.

10 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre.

- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, som beskytter mod varme temperaturer og direkte sollys.
- Opbevar produktet på en sådan måde, at det er utilgængeligt for børn.

11 Fejlfinding

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet virker ikke.	• Sørg for at sikre, at produktet er monteret korrekt på FaceTite MultiPlatform-apparatet. Ved en korrekt montering lyser kontrollampen for batteri/tilbehør på apparatet grønt.
Kontrollamperne på energitrin 1 og 4 blinker.	• Sørg for, at produktet ikke er tilsluttet med strømforsyningen i en stikkontakt. Produktet kan kun drives trådløst.

12 Tekniske data

Model: HA2513

Frekvens

Ultralyd: $3 \pm 0,5$ MHz

Elektroporation: 35 / 30 / 25 / 20 KHz

Vægt: 86 ± 10 g

Mål (L × B × H): $66,5 \times 66,5 \times 31$ mm

13 Bortskaffelse

13.1 Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

13.2 Bortskaf produkt

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land.** Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste symbol.

DA

14 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

15 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: www.silkn.eu. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på www.silkn.eu som PDF.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V.s patentrettigheter.

Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatets deler	121
2	Generelt	121
2.1	Les og ta vare på bruksanvisningen	121
2.2	Symbolforklaring	121
3	Sikkerhet	122
3.1	Riktig bruk	122
3.2	Sikkerhetsanvisninger	122
3.3	Kontraindikasjoner	124
4	Kontrollere produktet og leveringsomfanget	126
5	Forberedelse til bruk	126
6	Betjening	127
7	Etter bruk	127
8	Behandlingsplan	128
9	Rengjøring	128
10	Oppbevaring	128
11	Feilsøking	129
12	Tekniske data	129
13	Kassering	129
13.1	Kaste emballasjen	129
13.2	Kaste produktet	130
14	Garantiinformasjon	130
15	Kundeservice	130

I Leveringsomfang/apparatets deler

1 Elektroporeringselektroder, 4x

2 Ultralydplate

2 Generelt

2.1 Les og ta vare på bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen utgjør en del av dette tilbehøret for ultralyd og elektroporering (heretter kalt "produktet"). Den inneholder viktig informasjon om oppstart og bruk. Dette produktet er kun beregnet til bruk med apparatet FaceTite

MultiPlatform (H2501).

NO

Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene. Hvis du ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU og Storbritannia. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.



ADVARSEL!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risiko-grad, som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

LES DETTE!

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.



Les bruksanvisningen.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle bestemmelser som kommer til anvendelse i Storbritannia.

3 Sikkerhet

3.1 Riktig bruk

Produktet tjener utelukkende til å støtte opptaket av hudpleieprodukter. Det er utelukkende tiltenkt privat bruk og er ikke egnet til kommersielle formål.

Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for ting- eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

NO

3.2 Sikkerhetsanvisninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Bruk produktet kun sammen med apparatet FaceTite MultiPlatform (H2501).
- Les nøye gjennom bruksanvisningen for apparatet FaceTite MultiPlatform (H2501) før du tar produktet i bruk.
- Ikke bruk produktet til andre formål.
- Du må ikke åpne apparatet, men overlate reparasjonen til fagfolk. Henvend deg da til kundeservice. Ved reparasjoner utført på egen hånd, ukyndig tilkobling eller feil betjening er ansvars- og garantikrav utelukket.

- Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige apparatspesifikasjonene. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.
- Dykk aldri produktet ned i vann eller andre væsker. Hold produktet unna vann.
- Ikke stikk gjenstander inn i huset.
- Hold alle produktets deler unna åpen ild og varme overflater.
- Produktet skal kun benyttes innendørs.



ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Dette produktet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres eller de har fått instruksjoner om hvordan produktet skal brukes.
- Hold barn på avstand fra produktet. Pass på at barn ikke leker med produktet.
- Barn må ikke få rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.
- Pass på at barn ikke leker med plastemballasjen. De kan sette seg fast i den og bli kvalt.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Hold produktet unna åpen ild, varme overflater, høye temperaturer eller værpåvirkning (f.eks. regn).
- Ikke bruk produktet dersom plastdelene er sprukket, brukket eller deformert. Skadede deler skal bare erstattes med tilsvarende originale reservedeler.

3.3 Kontraindikasjoner

Ikke bruk produktet hvis

- du har pacemaker, implantert hjertestarter eller et annet aktivt elektronisk implantat.
- du lider av vanskelig kontrollerte endokrine sykdommer, slik som diabetes og problemer med skjoldbruskkjertelen.
- du har hudkreft, en annen krefttype eller har eller har hatt premaligne fødselsmerker.
- du har fått stråle- eller cellegiftbehandling i løpet av de siste 3 månedene eller har ondartede svulster i huden.
- immunsystemet ditt er svekket på grunn av autoimmune sykdommer som AIDS eller HIV, eller er svekket på grunn av inntak av immundempende midler.
- du har brukt isotretinoin (Accutane®) innen 6 måneder før bruk av dette produktet.
- du lider av en sykdom med lysømfintlighet, deriblant porfyri, polymorft lysutslett (PLD), solurtikaria, lupus osv.

NO

- du har epilepsi.
- du er gravid eller ammer.

Unngå å behandle områder

- med permanente implantater som metallplater og -skruer (med unntak av orale implantater), silikonimplantater eller injiserte fyllstoffer eller toksiner.
- med sår, eksem, hudutslett, åpne skrubbsår, skrammer, lesjoner, psoriasis osv.
- huden er betent eller verker, eller du tidligere har hatt overdreven arrdanning, hemmet sårheling eller sensitiv hud.
- med piercinger eller andre gjenstander av metall (f.eks. titan).
- du ble operert i løpet av de siste 3 månedene før bruk av dette produktet.

Snakk med en lege før du fortsetter å bruke produktet hvis du opplever uventede bivirkninger som kløe innen 48 timer etter bruk.

Rådfør deg med lege hvis

- du lider av couperose eller rosacea.
- du tidligere har hatt sykdommer som herpes simplex som stimuleres av varme i området som skal behandles. Hvis dette skulle være tilfelle, kan du likevel bruke dette produktet etter en tilsvarende profylaktisk behandling.

- du har brukt legemidler på huden din i løpet av de siste 6 månedene som ble utskrevet på resept av en lege.
- du lider av hudsykdommer, overdreven arrdanning eller hemmet sårheling.
- har andre medisinske problemer som etter legens eller dermatologens skjønn utelukker trygg bruk av dette produktet.

4 Kontrollere produktet og leveringsomfanget

NO

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.
1. Ta produktet ut av emballasjen.
 2. Forsikre deg om at innholdet i pakken er fullstendig (se **fig. A**).
 3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

5 Forberedelse til bruk

1. Anbring produktet ved å trykke lett på FaceTite MultiPlatform-apparatet, til det går i lås (se **fig. B**).
2. Rengjør huden grundig, og tørk godt. Forsikre deg om at du har fjernet all make-up og urenheter.
3. Påfør serumet eller dag-/nattkremen i ansiktet. Påse at du bruker et serum / en krem som er egnet til bruk i kombinasjon med ultralyd eller elektroporering.

6 Betjening

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Ikke bruk produktet i mer enn 5 minutter per økt.
- Produktet fungerer ikke så lenge det er koblet til strømforsyningen. Det kan kun brukes trådløst.
- Les i bruksanvisningen til FaceTite MultiPlatform-apparatet om hvordan du slår apparatet på eller av, samt hvordan du velger energitrinnene (1–4). Elektroporeringselektroden  og ultralydplaten  aktiveres så snart du slår apparatet på.
- Beveg apparatet i sirkulerende bevegelser over huden ved bruk.
- Start alltid behandlingene med energitrinn 1, og øk energitrinnene trinnvis så lenge behandlingen fortsatt føles behagelig.
- Du får de beste resultatene med det høyeste energitrinnet. Likevel er det viktig at behandlingen føles behagelig med det valgte energitrinnet. Velg et lavere energitrinn hvis dette ikke skulle være tilfelle.
- Bruk produktet i minst 5 minutter på større områder (slik som kinn eller hals) eller i minst 3 minutter på mindre områder (slik som nasolabiale linjer (smilerynker) eller mellom øyenbrynene). Unngå at produktet blir stående på ett punkt på huden. Det må alltid bevegges over hele området. Slik unngår du for sterk oppvarming av huden og andre mulige bivirkninger.

7 Etter bruk

1. Slå av apparatet etter vellykket anvendelse, og ta produktet av apparatet.
Ta produktet av apparatet ved å trekke det forsiktig av, til det løsner.
2. Rengjør produktet grundig etter bruk (se kapittel «Rengjøring»).

8 Behandlingsplan

- Start alltid behandlingene med energitrinn 1, og øk energitrinne trinnvis så lenge behandlingen fortsatt føles behagelig.
- Bruk produktet i minst 5 minutter på større områder (slik som kinn eller hals) eller i minst 3 minutter på mindre områder (slik som nasolabiale linjer (smilerynker) eller mellom øyenbrynene).
- Bruk produktet to ganger per uke i ti uker. De første resultatene blir synlige etter 5 uker eller 10 økter.
- Bruk så produktet én gang annenhver uke for å opprettholde behandlingsresultatene.
- Det er viktig å bruke produktet regelmessig for å opprettholde resultatene.

9 Rengjøring

NO

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metallbust eller skarpe eller metalliske rengjøringshjelpemidler som kniv, harde sparkelspader eller lignende.
 - Ikke rengjør produktet med svært varmt vann.
1. Rengjør produktet med en fuktig klut. Kontroller at produktet er fritt for rester av hudpleieproduktet.
 2. Tørk av produktet grundig med en ren, tørr og myk klut.

10 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre.

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted hvor det er beskyttet mot varme og direkte sollys.
- Oppbevar produktet slik at det er utilgjengelig for barn.

11 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Produktet virker ikke.	Forsikre deg om at produktet ble plassert riktig på FaceTite MultiPlatform-apparatet. Apparatets kontrollampe for batteri/tilbehør lyser grønt når tilbehøret er satt riktig på.
Kontrollampene for energitrinn 1 og 4 blinker.	Forsikre deg om at produktet ikke er koblet til strømforsyningen i stikkontakten. Produktet kan kun brukes trådløst.

12 Tekniske data

Modell:	HA2513
Frekvens	
Ultralyd:	$3 \pm 0,5$ MHz
Elektroporering:	35 / 30 / 25 / 20 KHz
Vekt:	86 ± 10 g
Mål (L × B × H):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Kassering

13.1 Kaste emballasjen



Sorter emballasjen når du kaster den. Kast papp og kartong som returpapp, plastfolier til plastgjenvinning.

13.2 Kaste produktet

(Gjelder i Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås. Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.

14 Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessene. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

15 Kundeservice

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: www.silkn.eu. Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'n-servicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra www.silkn.eu som PDF-fil.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

Silkn Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentanmälningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silkn Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innehållsförteckning

1	Leveransomfång/apparatens delar	133
2	Allmänt	133
2.1	Läs och spara bruksanvisningen	133
2.2	Symbolförklaring	133
3	Säkerhet	134
3.1	Avsedd användning	134
3.2	Säkerhetsanvisningar	134
3.3	Kontraindikationer	136
4	Kontrollera produkt och leveransomfång	138
5	Förberedelse av användningen	139
6	Användning	139
7	Efter användningen	140
8	Behandlingsplan	140
9	Rengöring	140
10	Förvaring	141
11	Felsökning	141
12	Tekniska data	141
13	Avfallshantering	142
13.1	Kassera förpackningen	142
13.2	Kassera produkten	142
14	Garantiinformation	142
15	Kundtjänst	142

I Leveransomfång/apparatens delar

- 1 Elektroporeringselektroder, 4× 2 Ultraljudsplatta

2 Allmänt

2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Denna bruksanvisning hör till denna tillsats för ultraljud och elektroporering (nedan kallad "produkten"). Den innehåller viktig information om idrifttagning och användning. Produkten är endast avsedd att användas med FaceTite MultiPlatform

(H2501).

Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna användarmanual kan medföra personskador eller skador på produkten. Bruksanvisningen grundar sig på de normer och regler som gäller i Europeiska unionen och Förenade kungariket. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara användarmanualen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan är det viktigt att du bifogar den här användarmanualen.

2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här användarmanualen, på produkten eller på förpackningen.

VARNING!

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

OBS!

Detta signalord varnar för möjliga saksador.



Denna signalsymbol ger dig användbar extra information om hantering och användning.



Bekanta dig med bruksanvisningen.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla tillämpliga föreskrifter i Storbritannien.

3 Säkerhet

3.1 Avsedd användning

Produkten används uteslutande för att stödja absorptionen av dina hudvårdsprodukter. Den är uteslutande avsedd för privat bruk och inte lämplig för kommersiella syften.

Använd produkten endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till saksador eller personskador. Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personskador som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.

SV

3.2 Säkerhetsanvisningar

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Använd endast produkten tillsammans med FaceTite MultiPlatform (H250I).
- Läs bruksanvisningen för FaceTite MultiPlatform (H250I) noggrant innan du använder produkten.
- Använd inte produkten för något annat ändamål.
- Öppna inte kåpan, utan överlåt reparationen till utbildade reparatörer. Kontakta kundtjänst för sådana ärenden. Vid självständigt genomförda reparationer, felaktig

anslutning eller felaktigt handhavande upphör garantin att gälla.

- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskkällor.
- Doppa inte produkten i vatten eller andra vätskor. Håll den borta från vatten.
- Stick inte in föremål i kåpan.
- Håll produktens samtliga delar borta från öppen eld och heta ytor.
- Använd endast produkten i utrymmen inomhus.

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under tillsyn eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Håll barn borta från produkten. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.

- Rengöring och underhåll genom användaren får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Se till att barn inte leker med plastförpackningen. De kan fastna i den när de leker och kvävas.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Håll produkten borta från öppen eld, heta ytor, höga temperaturer eller väderpåverkan (till exempel regn).
- Sluta använda produkten om några plastdelar är spruckna, brutna eller deformerade. Ersätt skadade delar enbart med motsvarande originaldelar.

SV

3.3 Kontraindikationer

Använd inte produkten om

- du har en pacemaker, implanterad defibrillator eller ett annat aktivt elektroniskt implantat.
- du har dåligt inställda endokrina sjukdomar, såsom diabetes och sköldkörtelproblem.
- du för närvarande har eller har haft hudcancer, annan cancer eller premaligna födelsemärken.
- du har fått strålning eller cytostatikabehandling under de senaste 3 månaderna, eller din hud har områden med elakartade tumörer.

- ditt immunförsvar är försvagat på grund av immunsuppressiva sjukdomar som AIDS eller HIV eller på grund av intag av immunsuppressiva läkemedel.
- du har använt isotretinoin (Accutane®) under de senaste 6 månaderna före användning av denna produkt
- du har en ljuskänslighetsrelaterad sjukdom som porfyri, polymorf fotodermatos (PLD), nässelutslag, lupus, etc.
- du lider av epilepsi.
- du är gravid eller ammar.

SV

Behandla inga områden där

- det finns permanenta implantat som metallplattor och -skruvar (undantag: orala implantat), silikonimplantat eller injicerade fyllningar eller gifter.
- produkten använts i närheten av aktuella sår, eksem, hudutslag, öppna skärsår, skrubbsår, lesioner, psoriasis etc.
- din hud är varig eller inflammerad eller där du har eller tidigare har haft ärrtillväxt, sårläkningsproblem eller känslig hud.
- det finns piercingar eller andra metallföremål (till exempel tillverkade av titan).
- du har opererats under de senaste 3 månaderna före användning av denna produkt.

Rådfråga en läkare innan du fortsätter att använda produkten om några oväntade biverkningar (såsom kliande hud) inträffar inom de första 48 timmarna efter användning.

Konsultera din läkare om du

- lider av couperose eller rosacea.
- i området som ska behandlas tidigare har haft sjukdomar såsom herpes simplex, som stimuleras av värme. Om så är fallet kan du fortfarande använda den här produkten efter en motsvarande profylaktisk behandling.
- under de senaste 6 månaderna använt ordinerade läkemedel på din hud.
- lider av hudsjukdomar, ärrtillväxt eller sårläkningsproblem.
- har andra medicinska tillstånd som, enligt din läkares eller hudläkares åsikt, utesluter den säkra användningen av denna produkt.

SV

4 Kontrollera produkt och leveransomfång

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra spetsiga föremål, kan produkten bli skadad. Öppna förpackningen mycket försiktigt.

1. Ta ut produkten ur förpackningen.
2. Förvissa dig om att leveransen är fullständig (se **bild A**).
3. Kontrollera att produkten och de enskilda delarna inte är skadade. Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.

5 Förberedelse av användningen

1. För att fästa produkten, tryck lätt på den på FaceTite MultiPlatform-enheten tills den klickar på plats (se **bild B**).
2. Rengör och torka huden noggrant. Se till att den är fri från smink och orenheter.
3. Applicera serumet eller dag-/nattkrämen i ansiktet. Se till att använda ett serum/kräm som är lämpligt att använda i kombination med ultraljud eller elektroporering.

SV 6 Användning

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd inte produkten längre än 5 minuter per session.
- Produkten fungerar inte när den är ansluten till strömförsörjningen. Den kan endast användas trådlöst.
- I bruksanvisningen för FaceTite MultiPlatform-enheten finns information om hur du sätter igång och stänger av enheten och väljer energinivåer (1–4). Elektroporeringselektrodena **1** och ultraljudsplattan **2** blir aktiva så snart enheten slås på.
- För enheten i en cirkelrörelse över huden under användningen.
- Börja alltid behandlingen med energinivå 1 och öka energinivån gradvis så länge du fortfarande tycker att behandlingen är behaglig.
- De bästa resultaten uppnås med den högsta energinivån. Det är dock viktigt att behandlingen med den valda energinivån känns behaglig för dig. Välj en lägre energinivå om så inte är fallet.
- Använd produkten på större områden (t.ex. kinder eller hals) i

minst 5 minuter och på mindre områden (t.ex. nasolabiala veck (skrattrynkor) eller mellan ögonbrynen) i minst 3 minuter. Låt inte produkten ligga kvar på endast ett område av huden. Flytta den alltid över hela området. Detta förhindrar att huden blir för varm och andra potentiella biverkningar.

7 Efter användningen

1. Stäng av apparaten efter användning och ta bort produkten från enheten.
För att ta bort produkten, dra försiktigt av den tills den lossnar från enheten.
2. Rengör produkten noga efter användningen (se kapitlet "Rengöring").

8 Behandlingsplan

- Börja alltid behandlingen med energinivå I och öka energinivån gradvis så länge du fortfarande tycker att behandlingen är behaglig.
- Använd produkten på större områden (t.ex. kinder eller hals) i minst 5 minuter och på mindre områden (t.ex. nasolabiala veck (skrattrynkor) eller mellan ögonbrynen) i minst 3 minuter.
- Använd produkten två gånger i veckan i 10 veckor. De första synliga resultaten kan ses efter 5 veckor eller 10 användningar.
- Använd sedan produkten en gång varannan vecka för att bibehålla behandlingsresultaten.
- För att resultaten ska vara bestående är det viktigt att använda produkten regelbundet.

9 Rengöring

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Använd inte aggressiva rengöringsmedel, borstar med metallborst eller vassa eller metalliska rengöringsverktyg såsom knivar, hårda skrapor eller liknande.

- Använd inte hett vatten för rengöringen.
1. Rengör produkten med en fuktig duk. Se till att produkten är fri från rester av hudvårdsprodukten.
 2. Torka produkten noggrant med en ren, torr, mjuk trasa.

10 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra.

- Förvara produkten på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.
- Förvara produkten så att den är otillgänglig för barn.

11 Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpt med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten fungerar inte.	• Kontrollera att produkten är korrekt ansluten till FaceTite MultiPlatform-enheten. När batteriet är korrekt anslutet lyser indikatorlampan för batteri/tillsats på enheten grönt.
Indikeringslamporna för energinivå 1 och 4 blinkar.	• Se till att produkten inte är ansluten till strömförsörjningen i uttaget. Produkten kan endast användas trådlöst.

12 Tekniska data

Modell:	HA2513
Frekvens	
Ultraljud:	$3 \pm 0,5$ MHz
Elektroporering:	35/30/25/20 KHz
Vikt:	86 ± 10 g
Dimensioner (L × B × H):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Avfallshantering

13.1 Kassera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

13.2 Kassera produkten

(Tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



Kasserade apparater får inte kastas i hushållssoporna!

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På så sätt säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

SV

14 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en 2-års garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

15 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: www.silkn.eu. Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från www.silkn.eu som pdf.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Právní sdělení

Společnost Invention Works B.V. si vyhrazuje právo na změny výrobků nebo specifikací, za cílem zvýšení výkonu, spolehlivosti nebo zpracovatelnosti. Informace poskytnuté společností Invention Works B.V. jsou v době publikování považovány za správné a spolehlivé. Společnost Invention Works B.V. však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich používání. Licence se neposkytuje se konkludentně, ani na základě patentu nebo patentového práva společnosti Invention Works B.V.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Invention Works B.V. nesmí být žádná část tohoto dokumentu žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována nebo přenášena, a to ani elektronickou nebo mechanickou cestou. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.

CS

Společnost Silkn Beauty Ltd. disponuje patenty, zahájenými patentovými přihláškami, obchodními značkami, autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které jsou součástí tohoto dokumentu. Pokud nebude se společností Silkn Beauty Ltd. sepsána pro tyto patenty, obchodní značky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví výslovná písemná dohoda, není poskytnutí tohoto dokumentu v žádném případě licencí. Změna technických údajů bez předchozího oznámení vyhrazena.

Silk'n a logo Silk'n jsou zapsané ochranné známky společnosti Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nizozemsko

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Obsah

I	Rozsah dodávky/Části zařízení	145
2	Všeobecně	145
2.1	Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití	145
2.2	Vysvětlení symbolů	145
3	Bezpečnost	146
3.1	Použití v souladu s určením	146
3.2	Bezpečnostní upozornění	146
3.3	Kontraindikace	148
4	Zkontrolujte výrobek a obsah balení	150
5	Příprava k použití	151
6	Obsluha	151
7	Po použití	152
8	Plán ošetření	152
9	Čištění	152
10	Skladování	153
11	Odstraňování problémů	153
12	Technické údaje	153
13	Likvidace	153
13.1	Likvidace obalu	153
13.2	Likvidace výrobku	154
14	Záruční informace	154
15	Služba zákazníkům	154

I Rozsah dodávky/Části zařízení

1 Elektroporační elektrody, 4×

2 Ultrazvuková destička

2 Všeobecně

2.1 Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití



Tento návod k použití se vztahuje k tomuto nastavci na ultrazvuk a elektroporaci (dále jen „výrobek“). Obsahuje důležité informace k jeho uvedení do provozu a používání. Tento výrobek je určen pouze k použití s přístrojem FaceTite MultiPlatform (H2501).

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Platí to zejména pro bezpečnostní upozornění. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek zranění nebo poškození výrobku. Návod k použití je založený na normách a pravidlech platných v Evropské unii a ve Spojeném království. Respektujte pokyny a zákony platné v zahraničí i pro jednotlivé země. Uschovejte tento návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, současně s ním předejte i tento návod k použití.

2.2 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na výrobku nebo na obalu se používají následující symboly a výstražná slova.

VÝSTRAHA!

Tato výstražná slova/výstražné symboly označují nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí poškození majetku.



Tento výstražný symbol poskytuje užitečné dodatečné informace k zacházení a užívání.



Přečtěte si návod k použití.



Prohlášení o shodě: S tímto symbolem označení jsou výrobky v souladu se všemi platnými předpisy Společenství v rámci Evropského hospodářského prostoru.



Prohlášení o shodě: Výrobky označené tímto symbolem jsou v souladu se všemi platnými předpisy Spojeného království.

3 Bezpečnost

3.1 Použití v souladu s určením

Tento výrobek slouží výhradně k podpoře vstřebávání pečujících pleťových přípravků. Je určen výlučně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití.

Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo zraněním. Výrobce neručí za škody nebo zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

3.2 Bezpečnostní upozornění



VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Tento výrobek používejte pouze společně s přístrojem FaceTite MultiPlatform (H2501).
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití přístroje FaceTite MultiPlatform (H2501).
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům.
- Nikdy neotevírejte pouzdro, opravu přenechejte odborným pracovníkům. Za tímto účelem se obraťte na zákaznický servis. V případě svépomocí provedených oprav, neodborného nebo nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy pozbývají jakékoliv záruční nároky platnost.
- Při opravách se smí použít jen takové díly,

CS

které odpovídají původním údajům přístroje. V tomto výrobku se nachází elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.

- Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od vody.
- Do pouzdra nezasunujte žádné předměty.
- Žádnou část výrobku neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Výrobek používejte pouze v interiéru.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

CS

- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly touto osobou poučeny o řádném používání výrobku.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Děti nesmí provádět čištění a běžnou údržbu výrobku bez dohledu dospělé osoby.
- Zajistěte, aby si s plastovým obalem nehrály

děti. Při hraní by se do něj mohly zachytit a udusit se.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Výrobek neumist'ujte do blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů, nevystavujte ho vysokým teplotám ani povětrnostním vlivům (např. dešti).
- Přestaňte výrobek používat, pokud dojde k prasknutí, zlomení nebo deformacím plastových dílů. Poškozené díly nechejte vyměnit pouze za příslušné originální náhradní díly.

3.3 Kontraindikace

CS

Výrobek nepoužívejte, pokud

- máte kardiostimulátor, implantovaný defibrilátor nebo jiný aktivní elektronický implantát.
- trpíte obtížně kontrolovatelnou endokrinní poruchou, jako je diabetes, nebo máte problémy se štítnou žlázou.
- v současnosti máte nebo jste dříve měli rakovinu kůže, jinou formu rakoviny nebo mateřská znaménka v předrakovinovém stádiu.
- jste během posledních 3 měsíců absolvovali ozařování nebo chemoterapii, nebo části vaší pokožky vykazují možnou přítomnost zhoubných nádorů.

- je váš imunitní systém oslaben z důvodu výskytu imunosupresivního onemocnění, jako je AIDS nebo HIV, nebo v důsledku užívání imunosupresivních léčiv.
- jste během posledních 6 měsíců před použitím tohoto výrobku užívali lék Isotretinoin (Accutane®).
- máte onemocnění související s citlivostí kůže, jako je porfyrie, polymorfní světelná dermatóza (PLD), světelná urtikaria, lupénka atd.
- trpíte epilepsií.
- jste těhotná nebo kojící žena.

CS

Ošetření neprovádějte na žádných místech,

- na kterých se dlouhodobě nacházejí implantáty, jako jsou kovové destičky a šrouby (výjimka: ústní implantáty), silikonové implantáty nebo injekční výplně či toxiny;
- na kterých se vyskytují akutní rány, ekzémy, kožní vyrážky, otevřeně řezné rány, oděrky, léze, lupénka atd., ačkoli se na nich výrobek za běžných okolností používá;
- na kterých vaše kůže hnisá nebo je zanícená nebo kde jste v minulosti měli výrůstky v jizvě, špatně se hojící ránu nebo citlivou kůži.
- kde se nacházejí piercingy nebo jiné kovové předměty (např. z titanu);
- která byla během posledních 3 měsíců před použitím výrobku operována.

O dalším použití výrobku se poraďte s lékařem, jestliže se v průběhu prvních 48 hodin po použití objeví neočekávané vedlejší účinky, jako je svědění kůže.

Obrat'te na léka're, kdy'ž

- trpíte kuperózou nebo rů'žovkou;
- jste na partii, kterou chcete ošetřit, v minulosti měli onemocnění, jako např. herpes simplex, jejich'ž stav zhoršuje teplo. V takovém případě můžete tento výrobek po odpovídajícím profylaktickém ošetření přesto použít;
- byly během posledních 6 měsíců na vaši ků'ži aplikovány léky na lékařský předpis;
- trpíte ko'žními onemocněními, výrů'stky v jizvách nebo poruchami hojení ran;
- máte jiné zdravotní problémy, v případě kterých je podle názoru vašeho léka're nebo dermatologa vyloučeno bezpečné použití tohoto výrobku.

CS

4 Zkontrolujte výrobek a obsah balení

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Pokud neopatrně otevřete obal pomocí ostrého no'že nebo pomocí jiných ostrých předmětů, můžete výrobek snadno poškodit. Při otevírání buďte velmi opatrní.

1. Výrobek vyjměte z obalu.
2. Přesvědčte se, zda je dodávka kompletní (viz **obr. A**).
3. Zkontrolujte, zda výrobek nebo jeho jednotlivé části nejsou poškozené. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Za tímto účelem se obraťte na náš zákaznický servis.

5 Příprava k použití

1. Pro nasazení výrobku jej lehce přitiskněte k přístroji FaceTite MultiPlatform tak, aby do přístroje zacvakl (viz **obr. B**).
2. Důkladně si vyčistěte a osušte pokožku. Ujistěte se, že jste z pokožky odstranili make-up a případné nečistoty.
3. Naneste na obličej běžně používané sérum nebo denní/noční krém. Dbejte na to, aby sérum nebo krém byly vhodné k použití v kombinaci s ultrazvukem nebo elektroporací.

6 Obsluha

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Při jedné aplikaci nepoužívejte výrobek déle než 5 minut.
- Při připojení k napájení výrobek nefunguje. Lze jej používat pouze bezdrátově.
- Přečtěte si v návodu k použití přístroje FaceTite MultiPlatform pokyny k zapínání a vypínání a volbě úrovně energie (1–4). Elektroporační elektrody  a ultrazvuková destička  se aktivují současně se zapnutím přístroje.
- Během použití pohybujte přístrojem krouživými pohyby po pokožce.
- Při ošetření začněte vždy na úrovni energie I a postupně ji zvyšujte natolik, aby vám bylo ošetření stále příjemné.
- S nejvyšší úrovní energie docílíte těch nejlepších výsledků. Důležité však je, aby vám bylo působení přístroje při ošetření se zvolenou úrovní energie příjemné. Pokud tomu tak není, zvolte nižší úroveň energie.
- Na větších partiích (např. lících nebo krku) používejte výrobek vždy minimálně 5 minut a na menších partiích (např. nosoretních rýhách (vráskách od smíchu) nebo mezi obočím) minimálně 3 minuty.

Nesetrvávejte přitom pouze na jednom místě. Pohybujte výrobkem po celé ploše. Zabráníte tím příliš silnému zahřátí pleti a dalším možným vedlejším účinkům.

7 Po použití

1. Po použití přístroj vypněte a sejměte z něj výrobek.
Po sejmutí výrobek mírně povytáhněte, dokud se z přístroje neuvolní.
2. Po použití výrobek důkladně očistěte (viz kapitola „Čištění“).

8 Plán ošetření

- Při ošetření začněte vždy na úrovni energie I a postupně ji zvyšujte natolik, aby vám bylo ošetření stále příjemné.
- Na větších partiích (např. lících nebo krku) používejte výrobek vždy minimálně 5 minut a na menších partiích (např. nosoretních rýhách (vráskách od smíchu) nebo mezi obočím) minimálně 3 minuty.
- Výrobek používejte dvakrát týdně po dobu 10 týdnů. První patrné výsledky se objeví po 5 týdnech, resp. po 10 aplikacích.
- Poté výrobek používejte jednou za 2 týdny, abyste dosažené výsledky ošetření udrželi.
- Aby byly výsledky dlouhodobé, je důležité používat výrobek pravidelně.

CS

9 Čištění

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými či nylonovými štětinami, ani ostré nebo kovové čisticí pomůcky, jako jsou nože, tvrdé špachtle apod.
 - Výrobek nečistěte horkou vodou.
1. Výrobek čistěte vlhkým hadříkem. Přesvědčte se, že na výrobku nezůstaly zbytky pečujícího plet'ového přípravku.
 2. Výrobek důkladně vyčistěte čistým suchým měkkým hadříkem.

10 Skladování

Před uskladněním zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché.

- Výrobek uschovávejte na čistém a suchém místě, které je chráněno před horkem a přímým slunečním světlem.
- Výrobek uložte tak, aby k němu neměly přístup děti.

11 Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete odstranit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud se problém přesto nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek neopravujte sami.

Porucha	Možné příčiny a řešení
Výrobek nefunguje.	• Zkontrolujte, zda je výrobek správně připojen k přístroji FaceTite MultiPlatform. Je-li připojen správně, svítí kontrolka dobíjecí baterie / nástavce na přístroji zeleně.
Kontrolky úrovně energie I a 4 blikají.	• Ujistěte se, že výrobek není připojen do napájecí zásuvky. Výrobek lze používat pouze bezdrátově.

12 Technické údaje

Model: HA2513

Frekvence

Ultrazvuk: $3 \pm 0,5$ MHz

Elektroporace: 35/30/25/20 kHz

Hmotnost: 86 ± 10 g

Rozměry (d × š × v): $66,5 \times 66,5 \times 31$ mm

13 Likvidace

13.1 Likvidace obalu



Obal zlikvidujte podle jeho typu. Lepenku a karton odevzdejte do sběru papíru, folie do sběru druhotných surovin.

13.2 Likvidace výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém recyklovatelného sběru surovin)



Zákaz vhadzování starých přístrojů do domovního odpadu!

Pokud již nelze výrobek používat, **zlikvidujte jej v souladu s nařízeními, která jsou platná ve vaší zemi či regionu.** To zajišťuje, že staré spotřebiče budou řádně recyklovány a bude zabráněno negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektronické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

14 Záruční informace

Na tento výrobek se vztahují evropská nařízení a zákony o 2 leté záruce. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické vady způsobené vadnými výrobními postupy. Pokud chcete uplatnit svůj nárok na záruku, je nutno získat pokyny od naší služby zákazníkům. Může vyřešit váš problém, aniž byste museli výrobek zaslat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naše služba zákazníkům vám vždy rád pomůže!

CS

15 Služba zákazníkům

Další informace o výrobcích Silk'n naleznete na svých regionálních webových stránkách na: www.silkn.eu. Pokud je přístroj poškozený nebo defektní, potřebuje opravu, jestliže potřebujete naši pomoc, obraťte se na nejbližší servisní středisko Silk'n. Tuto příručku uživatele si ve formátu PDF můžete stáhnout i z www.silkn.eu.

Číslo servisního střediska: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych. Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

PL

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Silk'n Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silk'n Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Spis treści

I	Zakres dostawy/części urządzenia	157
2	Informacje ogólne	157
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	157
2.2	Objaśnienie symboli	157
3	Bezpieczeństwo	158
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	158
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	158
3.3	Przeciwwskazania	160
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	163
5	Przygotowanie użycia	163
6	Obsługa	164
7	Po użyciu	164
8	Plan zabiegu	165
9	Czyszczenie	165
10	Przechowywanie	165
11	Rozwiązywanie problemów	166
12	Dane techniczne	166
13	Utylizacja	166
13.1	Utylizacja opakowania	166
13.2	Utylizacja produktu	167
14	Informacje gwarancyjne	167
15	Obsługa klienta	167

I Zakres dostawy/części urządzenia

- 1 Elektrody do elektroporacji, 4x 2 Płytką ultradźwiękowa

2 Informacje ogólne

2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy nakładki do zabiegów ultradźwiękowych i elektroporacji (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia użytkowania i obsługi.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z urządzeniem FaceTite MultiPlatform (H2501).

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które w przypadku jego zignorowania może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy przekazuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii.

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy wyłącznie do wspomagania wchłaniania produktów do pielęgnacji skóry. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego.

Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

PL

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produktu należy używać wyłącznie z urządzeniem FaceTite MultiPlatform (H250I).
- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia FaceTite MultiPlatform (H250I).
- Nie używać produktu do innych celów.
- Nie otwierać obudowy, a naprawę zlecać specjalistom. W tym celu należy zwracać się do działu obsługi klienta. W przypadku naprawy przeprowadzonej we własnym

zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieodpowiedniej obsługi wyklucza się roszczenia gwarancyjne.

- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodzwonne do bezpiecznego użytkowania.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach. Należy trzymać go z dala od wody.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Trzymać produkt i wszystkie jego części z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Produkt należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia albo wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane, w jaki sposób korzystać z produktu.
- Dzieci należy trzymać z dala od produktu.

Należy zadbać o to, aby nie dzieci bawiły się produktem.

- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się opakowaniem z tworzywa sztucznego. Mogłyby się podczas zabawy w nią zaplątać i udusić.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni, wysokiej temperatury lub czynników atmosferycznych (np. deszczu).
- Nie używać produktu, jeżeli części z tworzywa sztucznego są pęknięte, połamane lub zdeformowane. Uszkodzone części należy wymieniać tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.

PL

3.3 Przeciwwskazania

Produktu nie mogą używać osoby, które

- noszą rozrusznik serca, wszczepiony defibrylator lub inny aktywny implant elektroniczny.
- mają trudne do kontrolowania zaburzenia endokrynologiczne, takie jak cukrzyca lub problemy z tarczycą.
- obecnie chorują lub chorowały na raka

skóry, inny nowotwór lub mają znamiona przednowotworowe.

- przeszły w ciągu ostatnich 3 miesięcy radioterapię lub chemioterapię lub obszary skóry mają potencjalnie złośliwe guzy.
- ich układ odpornościowy jest osłabiony z powodu chorób immunosupresyjnych, takich jak AIDS lub HIV, lub na skutek przyjmowania leków immunosupresyjnych.
- stosowały izotretynoinę (Accutane®) w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed użyciem tego produktu.
- mają choroby związane z nadwrażliwością na światło, takie jak porfiria, polimorficzna dermatoma świetlna (PLD), uczulenie na światło, toczeń itp.
- cierpią na epilepsję.
- są w ciąży lub karmią piersią.

Nie poddawać zabiegom obszarów, w których

- obecne są stałe implanty, takie jak metalowe płytki i śruby (wyjątek: implanty jamy ustnej), implanty silikonowe lub wstrzyknięte wypełnienia lub toksyny.
- występują miejscowe rany, egzema, wysypka, otwarte skaleczenia, otarcia, uszkodzenia skóry, łuszczyca itp. w miejscu stosowania produktu.

- skóra ropyje lub jest w stanie zapalnym lub w przeszłości występowały blizny rozrostowe, problemy z gojeniem się ran lub wrażliwością skóry.
- znajdują się kolczyki lub inne metalowe przedmioty (np. z tytanu).
- w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed użyciem produktu przeprowadzono zabieg chirurgiczny.

Przed dalszym stosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w ciągu pierwszych 48 godzin stosowania wystąpią nieoczekiwane działania niepożądane, takie jak swędzenie skóry.

PL

Skonsultować się z lekarzem powinny osoby, które

- cierpią na cerę naczynkową lub trądzik różowaty.
- w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, występowały w przeszłości choroby stymulowane ciepłem, takie jak opryszczka zwykła. W takim przypadku można nadal używać tego produktu po odpowiednim leczeniu profilaktycznym.
- w ciągu ostatnich 6 miesięcy stosowały na skórę leki przepisane przez lekarza.
- cierpią na choroby skóry, blizny lub zaburzenia gojenia się ran.

- mają inne problemy medyczne, które w opinii lekarza lub dermatologa wykluczają bezpieczne stosowanie tego produktu.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.

PL

1. Wyjąć produkt z opakowania.
2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działem obsługi klienta.

5 Przygotowanie użycia

1. Aby zamocować produkt, lekko docisnąć go do urządzenia FaceTite MultiPlatform, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (patrz **rys. B**).
2. Dokładnie oczyścić i osuszyć dłonie. Upewnić się, że nie znajduje się na niej makijaż ani brud.
3. Nałożyć na twarz serum lub krem na dzień/noc. Upewnić się, że używane serum/krem jest odpowiednie do stosowania w połączeniu z ultradźwiękami lub elektroporacją.

6 Obsługa



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Nie należy używać produktu dłużej niż 5 minut na sesję.
- Produkt nie działa, gdy jest podłączony do zasilania. Można go używać wyłącznie bezprzewodowo.
- Instrukcje włączania i wyłączania urządzenia FaceTite MultiPlatform oraz wyboru poziomów energii (1-4) znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia FaceTite MultiPlatform. Elektrody do elektroporacji **1** i płytki ultradźwiękowa **2** stają się aktywne natychmiast po włączeniu urządzenia.
- Podczas stosowania przesuwaj urządzenie okrężnymi ruchami po skórze.
- Zawsze rozpoczynać zabieg na poziomie energii 1 i stopniowo zwiększać poziom energii, jeśli zabieg jest nadal odczuwany jako przyjemny.
- Przy najwyższym poziomie energii uzyskuje się najlepsze rezultaty. Ważne jest jednak, aby zabieg z wybranym poziomem energii był przyjemny dla użytkownika. Gdyby tak nie było, należy wybrać niższy poziom energii.
- Stosować produkt na większych obszarach (np. policzki lub szyja) przez co najmniej 5 minut jednorazowo lub na mniejszych obszarach (np. fałdy nosowo-wargowe (zmarszczki mimiczne) lub między brwiami) przez co najmniej 3 minuty jednorazowo. Nie należy trzymać przy tym produktu tylko w jednym miejscu na skórze. Zawsze przesuwać go po całym obszarze. Zapobiega to nadmiernemu nagrzewaniu się skóry i innym potencjalnym skutkom ubocznym.

PL

7 Po użyciu

1. Po użyciu wyłączyć urządzenie i zdjąć produkt z urządzenia. Aby zdjąć produkt, należy go delikatnie pociągnąć, aż odłączy się od urządzenia.
2. Po użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt (patrz rozdział „Czyszczenie”).

8 Plan zabiegu

- Zawsze rozpoczynać zabieg na poziomie energii I i stopniowo zwiększać poziom energii, jeśli zabieg jest nadal odczuwany jako przyjemny.
- Stosować produkt na większych obszarach (np. policzki lub szyja) przez co najmniej 5 minut jednorazowo lub na mniejszych obszarach (np. fałdy nosowo-wargowe (zmarszczki mimiczne) lub między brwiami) przez co najmniej 3 minuty jednorazowo.
- Produkt należy stosować dwa razy w tygodniu przez 10 tygodni. Pierwsze widoczne rezultaty pojawiają się po 5 tygodniach lub 10 zastosowaniach.
- Następnie stosować produkt raz na 2 tygodnie, aby utrzymać rezultaty zabiegu.
- Aby rezultaty były trwałe, ważne jest regularne stosowanie produktu.

9 Czyszczenie

PL WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek ze szczecinią metalową, ani ostrych przedmiotów do czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachle itp.
 - Do czyszczenia nie należy używać gorącej wody.
1. Wyczyścić produkt wilgotną ściereczką. Upewnić się, że produkt jest wolny od pozostałości produktu do pielęgnacji skóry.
 2. Dokładnie osuszyć produkt czystą, suchą i miękką ściereczką.

10 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

11 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	• Upewnić się, że produkt został prawidłowo założony na urządzenie FaceTite MultiPlatform. W przypadku prawidłowego założenia, lampka kontrolna akumulatora/nasadki świeci na zielono.
Lampki kontrolne poziomów energii I i 4 migają.	• Upewnić się, że produkt nie jest podłączony do zasilania w gniazdku. Produkt może być obsługiwany wyłącznie bezprzewodowo.

PL

12 Dane techniczne

Model:	HA2513
Częstotliwość	
Ultradźwięki:	$3 \pm 0,5$ MHz
Elektroporacja:	35 / 30 / 25 / 20 KHz
Waga:	86 ± 10 g
Wymiary (dł. × szer. × wys.):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Utylizacja

13.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Tekturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

13.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, posiadających systemy do segregacji surowców wtórnych)



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!

Jeśli produkt nie może być już dłużej używane, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.** W ten

sposób zapewnia się profesjonalną utylizację starych urządzeń i unika negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

14 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

15 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Teisinė informacija

Invention Works B.V. pasilieka teisę atlikti savo gaminių ar specifikacijų pakeitimus, kuriais gerinama gaminių kokybė, didinamas naudojimo saugumas ar tobulinama gamyba. Invention Works B.V. parengta informacija paskelbiant yra teisinga ir patikima. Tačiau Invention Works B.V. neatsako už šios informacijos naudojimą. Invention Works B.V. licencija nesuteikiama nei netiesiogiai, nei pagal patentą ar patento teisę.

Be aiškaus raštiško Invention Works B.V. sutikimo draudžiama bet kokiais tiksliais ir bet kokia forma ar elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis kopijuoti ar perduoti šį dokumentą. Pasilieka teisę keisti duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silkn Beauty Ltd. turi patentų, susijusių patentų paraiškų, prekių ženklų, autoriaus teisių ir kitos intelektualės nuosavybės, kurie yra šio dokumento objektas. Jei nėra atskiro raštiško susitarimo su Silkn Beauty Ltd., šiuo dokumentu jums nesuteikiama licencija naudoti šiuos patentus, prekių ženklus, autoriaus teises ir kitas intelektualės nuosavybės teises. Pasilieka teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n pavadinimas ir Silk'n logotipas yra registruoti Silkn Beauty Ltd. prekių ženklai.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nyderlandai
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Turiny

1	Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys	170
2	Bendroji informacija	170
2.1	Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą	170
2.2	Simbolių paaiškinimas	170
3	Sauga	171
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	171
3.2	Saugos nurodymai	171
3.3	Kontraindikacijos	173
4	Gaminio ir komplekto tikrinimas	175
5	Pasiruošimas naudoti	175
6	Valdymas	175
7	Po naudojimo	176
8	Naudojimo planas	176
9	Valymas	177
10	Laikymas	177
11	Trikčių paieška	177
12	Techniniai duomenys	178
13	Šalinimas	178
13.1	Pakuotės šalinimas	178
13.2	Gaminio šalinimas	178
14	Garantijos informacija	179
15	Klientų aptarnavimo skyrius	179

I Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys

- 1 Elektroporacijos elektrodas, 4× 2 Ultragarso diskas

2 Bendroji informacija

2.1 Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą



Tai yra ultragarso ir elektroporacijos priedo (toliau – gaminys) vartotojo vadovas. Jame pateikiama svarbios informacijos apie gaminio naudojimo pradžią ir naudojimą. Šis gaminys skirtas naudoti tik su prietaisu „FaceTite MultiPlatform“ (H2501).

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Ypač atidžiai perskaitykite saugos nurodymus. Nesilaikant vartotojo vadovo galima patirti sužalojimų arba gali būti pažeistas gaminys. Vartotojo vadovas paremtas Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje taikomais standartais ir taisyklėmis. Užsienyje laikykitės naudojimo šalyje galiojančių direktyvų ir teisės aktų. Saugokite vartotojo vadovą galimam vėlesniam naudojimui. Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, būtinai kartu perduokite ir vartotojo vadovą.

LT

2.2 Simbolių paaiškinimas

Šiame vartotojo vadove, ant gaminio ar pakuotės pateikiami toliau aprašyti simboliai ir signaliniai žodžiai.

ĮSPĖJIMAS!

Šiuo signaliniu žodžiu / simboliu žymimas vidutinio rizikingumo pavojus, kurio neišvengus, galima patirti mirtį ar sunkų sužalojimą.

NURODYMAS!

Šis signalinis žodis įspėja apie galimą materialinę žalą.



Šiuo signaliniu simboliu žymima naudinga, papildoma informacija apie gaminio naudojimą.



Perskaitykite vartotojo vadovą.



Atitiktis deklaracija. Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Europos ekonominės erdvės reikalavimus.



Atitikties deklaracija. Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Jungtinės Karalystės reikalavimus.

3 Sauga

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys naudojamas tik siekiant pagerinti odos priežiūros produktų įsisavinimą. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui ir neskirtas komerciniam naudojimui.

Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali sukelti žalos turtui ar žmonėms. Gamintojas neatsako už žalą ir sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.

3.2 Saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Naudokite gaminį tik kartu su prietaisu „FaceTite MultiPlatform“ (H2501).
- Prieš pradėdami naudoti prietaisą „FaceTite MultiPlatform“ (H2501), atidžiai perskaitykite jo vartotojo vadovą.
- Nenaudokite gaminio jokiais kitais tikslais.
- Nebandykite atidaryti gaminio korpuso, o remonto darbus patikėkite specialistams. Tuo tikslu kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Dėl savavališkai atlikto remonto, netinkamo prijungimo ar netinkamo naudojimo prarandama teisė reikalauti atsakomybės ir garantijos.

- Remontui gali būti naudojamos tik pradinius įrenginio duomenis atitinkančios dalys. Šiame gaminyje yra elektrinių ir mechaninių dalių, būtinų apsaugai nuo pavojaus šaltinių.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite jį nuo vandens.
- Nejkiškite į korpusą jokių daiktų.
- Saugokite visas gaminio dalis nuo atviros liepsnos ir karštų paviršių.
- Gaminį naudokite tik patalpose.

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Šis gaminytis neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos prižiūrėtų arba instruktuočiau, kaip naudotis gaminiu.
- Laikykite vaikus toliau nuo gaminio. Reikėtų prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su gaminiu.
- Valymo ir priežiūros darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su celofanine pakuote. Žaisdami jie gali į ją įsipainioti ir uždusti.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Saugokite gaminį nuo atviros ugnies, karštų paviršių, aukštos temperatūros ar oro reiškinių (pvz., lietaus) poveikio.

- Nebenaudokite gaminio, jei sutrūko, sulūžo ar deformavosi plastikinės dalys. Pažeistas dalis keiskite tik analogiškais originaliomis atsarginėmis dalimis.

3.3 Kontraindikacijos

Nenaudokite gaminio, jei

- Turite širdies stimuliatorių, implantuotą defibriliatorių ar kitą aktyvų elektroninį implantą.
- Turite blogai kontroliuojamų endokrininių sutrikimų, tokių kaip diabetas ir skydliaukės problemos.
- Šiuo metu sergate arba sirgote odos vėžiu, kitų rūšių vėžiu arba ikivėžiniais apgamais.
- Per pastaruosius 3 mėnesius jums buvo taikyta spindulinė terapija arba chemoterapija arba jūsų odos plotuose yra galimai piktybinių navikų.
- Jūsų imuninė sistema nusilpusi dėl imunosupresinių ligų, tokių kaip AIDS ar ŽIV, arba dėl imunosupresinių vaistų vartojimo.
- Per pastaruosius 6 mėnesius iki šio gaminio naudojimo vartojote izotretinoiną (Accutane®).
- Jūs sergate su jautrumu šviesai susijusia liga, pvz., porfirija, polimorfine fotodermatoze (PLD), fotourtikarija, vilklige ir kt.
- Sergate epilepsija.

- Esate nėščia arba maitinate krūtimi.

Negalima apdoroti plotų, kuriose

- Yra nuolatinių implantų, tokių kaip metalinės plokštelės ir varžtai (išimtis: burnos implantai), silikoniniai implantai arba injekcinės plombos ar toksinai.
- Yra vietinių žaizdų, egzemų, bėrimų, atvirų įpjovimų, įbrėžimų, pažeidimų, psoriazė ir kt.
- Jūsų oda yra išopėjusi arba uždegiminė, arba turite randų, žaizdų gijimo problemų arba jautrią odą.
- Yra auskarų ar kitų metalinių daiktų (pvz., iš titano).
- Jums buvo atlikta operacija per pastaruosius 3 mėnesius prieš pradedant naudoti šį gaminį.

Pasitarkite su gydytoju prieš tęsdami gaminio naudojimą, jei per pirmąsias 48 valandas po naudojimo pasireiškė netikėtas šalutinis poveikis, pavyzdžiui, odos niežulys.

Pasitarkite su gydytoju, jei

- Sergate kuperoze arba rožine.
- Apdorojamame plote yra buvę karščių stimuliuojamų ligų, pavyzdžiui, paprastoji pūslelinė. Tokiu atveju šį produktą galima naudoti po tinkamo profilaktinio gydymo.
- Per pastaruosius 6 mėnesius ant odos naudojote gydytojo paskirtus vaistus.

- Kenčiate nuo odos ligų, randų ar žaizdų gijimo sutrikimų.
- Turite kitų sveikatos problemų, dėl kurių, gydytojo arba dermatologo nuomone, negalima saugiai naudoti šio gaminio.

4 Gaminio ir komplekto tikrinimas

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Neatsargiai atidarydami pakuotę aštriu peiliu ar kitu smailiu daiktu, galite pažeisti gaminį. Atidarydami pakuotę būkite atsargūs.

1. Išimkite gaminį iš pakuotės.
2. Įsitikinkite, ar pateiktame komplekte nieko netrūksta (žr. **A pav.**).
3. Patikrinkite, ar gaminys bei atsarginės dalys nepažeisti. Jei yra pažeidimų, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

LT

5 Pasiruošimas naudoti

1. Norėdami pritvirtinti gaminį, lengvai prispauskite jį prie prietaiso „FaceTite MultiPlatform“, kol jis užsifiksuos (žr. **B pav.**).
2. Kruopščiai nuplaukite ir nusausinkite odą. Įsitikinkite, kad ant jos neliko makiažo ir nešvarumų.
3. Patepkite veidą serumu arba dieniiniu / naktiniu kremu. Būtinai naudokite serumą / kremą, kuris tinka naudoti kartu su ultragarsu arba per elektroporacijos procedūrą.

6 Valdymas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Nenaudokite gaminio ilgiau nei 5 minučių vienu kartu.

- Gaminys neveikia, kai yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. Jį galima naudoti tik belaidžiu būdu.
- Norėdami sužinoti, kaip įjungti ir išjungti prietaisą ir pasirinkti jo energijos lygius (1–4), žr. prietaiso „FaceTite MultiPlatform“ vartotojo vadovą. Elektroporacijos elektrodai **1** ir ultragarsinis diskas **2** tampa aktyvūs, kai tik įjungiamas prietaisas.
- Naudodami prietaisą judinkite sukamaisiais judesiais ant odos.
- Procedūrą visada pradėkite nuo 1 energijos lygio ir palaipsniui didinkite energijos lygį tol, kol procedūra jums bus maloni.
- Geriausius rezultatus pasieksite naudodami didžiausią energijos lygį. Tačiau svarbu, kad procedūra naudojant atitinkamą pasirinktą energijos lygį jums būtų maloni. Jei taip nėra, pasirinkite žemesnį energijos lygį.
- Ant didesnių plotų (pvz., skruostų ar kaklo) gaminį naudokite ne trumpiau kaip 5 minutes, o ant mažesnių plotų (pvz., nosies raukšlių (juoko raukšlių) arba tarp antakių) – ne trumpiau kaip 3 minutes.

Neleiskite gaminiui pasilikti tik vienoje odos srityje. Visada perbraukite per visą plotą. Taip išvengiama pernelyg didelio odos įkaitimo ir kitų galimų šalutinių poveikių.

LT

7 Po naudojimo

1. Po naudojimo išjunkite prietaisą ir nuimkite gaminį nuo prietaiso. Norėdami nuimti gaminį, švelniai jį traukite, kol jis atsiskirs nuo prietaiso.
2. Po naudojimo kruopščiai išvalykite gaminį (žr. skyrių „Valymas“).

8 Naudojimo planas

- Procedūrą visada pradėkite nuo 1 energijos lygio ir palaipsniui didinkite energijos lygį tol, kol procedūra jums bus maloni.
- Ant didesnių plotų (pvz., skruostų ar kaklo) gaminį naudokite ne trumpiau kaip 5 minutes, o ant mažesnių plotų (pvz., nosies raukšlių (juoko raukšlių) arba tarp antakių) – ne trumpiau kaip 3 minutes.
- Naudokite gaminį du kartus per savaitę 10 savičių. Pirmieji matomi rezultatai atsiranda po 5 savičių arba 10 procedūrų.

- Vėliau gaminį naudokite kartą kas 2 savaites, kad išlaikytumėte procedūros rezultatus.
- Kad rezultatai būtų ilgalaikiai, svarbu gaminį naudoti reguliariai.

9 Valymas

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, šepelių metaliniais šeriais ir aštrių ar metalinių valymo įrankių, pavyzdžiui, peilių, kietų mentelių ir pan.
 - Neplaukite karštu vandeniu.
1. Gaminį valykite drėgna šluoste. Įsitikinkite, kad ant gaminio nėra odos priežiūros priemonės likučių.
 2. Kruopščiai nusauskite gaminį švaria, sausa, minkšta šluoste.

LT

10 Laikymas

Prieš padėdami gaminį laikyti, įsitikinkite, kad visos dalys yra sausos.

- Gaminį laikykite švarioje, sausoje ir nuo karščio bei tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

11 Trikčių paieška

Tam tikros problemos gali būti sukeltos nedidelių trikčių, kurias galite pašalinti patys. Tuo tikslu laikykitės tolesnėje lentelėje pateiktų nurodymų. Jei problemos pašalinti nepavyko, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Nebandykite remontuoti gaminio patys.

Trikitis	Galima priežastis ir sprendimas
Gaminys neveikia.	• Įsitikinkite, kad gaminys tinkamai pritvirtintas prie prietaiso „FaceTite MultiPlatform“. Kai gaminys tinkamai pritvirtintas, akumulatoriaus / priedo kontrolinė lemputė šviečia žalia spalva.

Triktis	Galima priežastis ir sprendimas
Mirkisi 1 ir 4 energijos lygių kontrolinės lempučių.	Įsitikinkite, kad gaminys neprijungtas prie maitinimo šaltinio kištukinio lizdo. Gaminį galima valdyti tik belaidžiu būdu.

12 Techniniai duomenys

Modelis:	HA2513
Dažnis	
Ultragarsas:	$3 \pm 0,5$ MHz
Elektroporacija:	35 / 30 / 25 / 20 kHz
Svoris:	86 ± 10 g
Matmenys (l × P × A):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Šalinimas

13.1 Pakuotės šalinimas



Šalinkite pakuotę pagal rūšį. Popierių ir kartoną pridukite su popieriaus atliekomis, o plėveles – su perdirbamomis atliekomis.

LT

13.2 Gaminio šalinimas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra panašios perdirbamų atliekų rūšiavimo sistemos)



Senų prietaisų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis!

Jei gaminys nebegali būti naudojamas, **šalinkite jį laikydamiesi šalies ar regiono atliekų tvarkymo taisyklių**. Šitaip užtikrinsite, kad naudotos įrangos atliekos bus sutvarkytos tinkamai ir negalės pakenkti aplinkai. Todėl elektros įranga pažymėta šiuo simboliu.

14 Garantijos informacija

Šiam gaminiui pagal Europos taisykles ir teisės aktus suteikiama 2 metų garantija. Šiam gaminiui suteikiama garantija taikoma tik defektams, atsiradusiems dėl gamybos klaidų. Jei norite pareikšti pretenzijas dėl garantijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Gali būti, kad jam pavyks išspręsti problemas ir nereikės siųsti gaminio į parduotuvę ar mūsų techninės priežiūros centrą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti!

15 Klientų aptarnavimo skyrius

Daugiau informacijos apie Silk'n gaminius rasite savo regiono interneto svetainėje: www.silkn.eu. Jei įrenginys yra pažeistas, turi trūkumų, reikia remonto arba mūsų pagalbos, kreipkitės į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Šį naudotojo vadovą galite atsisiųsti kaip PDF failą iš www.silkn.eu.

Priežiūros Nr.: +31 (0) 180-330550

El. paštas: info@silkn.eu

Jogi nyilatkozat

A Invention Works B.V. fenntartja magának a jogot, hogy teljesítménynövelési, üzembiztonsági vagy gyárthatósági szempontokból a termékein vagy a specifikáció változtatásokat végezhesen. A Invention Works B.V. által rendelkezésre bocsátott információk a közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatónak tekinthetők. Felhasználásukat illetően a Invention Works B.V. mindazonáltal semmiféle felelősséget nem vállal. Sem hallgatólágosan, sem a Invention Works B.V. szabadalma, sem szabadalmi joga nem nyújt engedélyt.

A dokumentum egyetlen része sem, semmilyen formában, sem elektronikus, sem mechanikus eszközzel semmilyen célra nem sokszorosítható és nem továbbítható a Invention Works B.V. határozott írásos engedélye nélkül. Az adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silkn Beauty Ltd. rendelkezik olyan szabadalmakkal, valamint függőben levő szabadalmi bejelentésekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb jogokkal, amelyek a dokumentum tárgyát képezik. A dokumentum rendelkezésre bocsátásával semmiképpen nem kap semmilyen engedélyt ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra, hacsak azt a Silkn Beauty Ltd. céggel kötött írásos megállapodás nem szabályozza. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silk'n és a Silk'n logó a Silkn Beauty Ltd. bejegyzett védjegye.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollandia
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Tartalomjegyzék

I	A csomag tartalma/a készülék részei	182
2	Általános tudnivalók	182
2.1	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást	182
2.2	Jelölések magyarázata	182
3	Biztonság	183
3.1	Rendeltetésszerű használat	183
3.2	Biztonsági utasítások	183
3.3	Ellenjavallatok	185
4	A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	188
5	Az alkalmazás előkészítése	188
6	Kezelés	188
7	Használat után	189
8	Kezelési terv	189
9	Tisztítás	190
10	Tárolás	190
11	Hibakeresés	190
12	Műszaki adatok	191
13	Ártalmatlanítás	191
13.1	A csomagolás leselejtezése	191
13.2	A termék leselejtezése	191
14	Jótállási információk	192
15	Ügyfélszolgálat	192

I A csomag tartalma/a készülék részei

- 1 Elektroporációs elektródák, 4x 2 Ultrahangos lemez

2 Általános tudnivalók

2.1 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást



Ez a használati utasítás az ultrahangos és elektroporációs függelékhez (a továbbiakban, mint „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használatba vétellel és a használattal kapcsolatban. A termék kizárólag a FaceTite MultiPlatform (H2501)

készülékkel való használatra szolgál.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ez különösen vonatkozik a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati utasítás az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati utasítást is.

2.2 Jelölések magyarázata

A használati utasításban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÚTMUTATÁS!

Ez a figyelmeztetés a lehetséges anyagi károkra vonatkozik.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.



Olvassa el a használati utasítást.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi jogszabályát.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Egyesült Királyság összes alkalmazandó előírásának.

3 Biztonság

3.1 Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag arra szolgál, hogy támogassa az Ön bőrápoló termékeinek felszívódását. Kizárólag magáncélú használatra készült, professzionális használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vezethet. A gyártó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

3.2 Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

HU

- A terméket csak a FaceTite MultiPlatform (H2501) készülékkel együtt használja.
- Olvassa el figyelmesen a FaceTite MultiPlatform (H2501) készülék használati utasítását, mielőtt a terméket használná.
- Ne használja a terméket semmilyen más célra.
- Ne nyissa fel a készülék házát, bízza szakemberre a javítást. Ezzel forduljon az ügyfélszolgálatához. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.

- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Tartsa távol a víztől.
- Ne illesszen be semmilyen tárgyat a készülék házba.
- A terméket és tartozékait tartsa távol a nyílt lángtól és forró felületektől.
- A terméket csak beltéri helyiségekben használja.

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a termék használatára vonatkozóan.
- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsz hassanak a termékkel.
- A tisztítást és felhasználói karbantartást nem hajthatják végre felügyelet nélkül gyermekek.

- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne játszhassanak a műanyag csomagolással. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Tartsa távol a terméket a nyílt lángtól, forró felületektől, magas hőmérséklettől vagy időjárási hatásoktól (pl. eső).
- Ne használja a terméket, ha a műanyag részek megrepedtek, eltörtek vagy deformálódtak. A sérült elemeket kizárólag eredeti cserealkatrészekkel pótolja.

3.3 Ellenjavallatok

Ne használja a terméket a következő esetekben:

HU

- Amennyiben Ön pacemakerrel, beültetett defibrillátorral vagy más aktív elektronikus implantátummal rendelkezik.
- Ha Önnél belső elválasztású (endokrin) mirigyek zavarai állnak fenn, mint pl. cukorbetegség és pajzsmirigy-problémák.
- Amennyiben Önnek jelenleg bőrrákban vagy rákos megbetegedésben szenved, illetve premalignus anyajegyei vannak vagy voltak.
- Ha Ön az elmúlt 3 hónapban sugárkezelésben vagy kemoterápiában részesült, illetve bőrének egyes területein

potenciálisan rosszindulatú daganatok találhatók.

- Ha az Ön Immunrendszere legyengült olyan immunszuppresszív betegségek miatt, mint például AIDS vagy HIV, illetve immunszuppresszív gyógyszerek szedése miatt.
- Amennyiben Ön a készítmény alkalmazását megelőző 6 hónapon belül izotretinoint (Accutane®) használt.
- Amennyiben Ön fényérzékenységgel összefüggő betegségben, például porfíria, polimorf fénydermatózis (PLD), csalánkiütés, lupusz stb. szenved.
- Ha Ön epilepsziában szenved.
- Ha Ön terhes vagy szoptat.

Ne kezeljen olyan területeket, ahol

- tartós implantátumok, például fémlemezek és csavarok (kivétel: orális implantátumok), szilikonimplantátumok vagy injekciós töltelékek vagy toxinok találhatók.
- a termék használata során helyi sebek, ekcéma, kiütések, nyílt vágások, horzsolások, sérülések, pikkelysömör stb. található.
- a bőrre fekélyes vagy gyulladt, illetve a múltban hegesezési, sebgyógyulási zavarok vagy érzékeny bőrrel küzdött.

- piercingek vagy más fémtárgyak (pl. titán) találhatóak.
- Önt a termék használata előtti 3 hónapban műtéten esett át.

A termék további használatának folytatása előtt forduljon orvoshoz, ha a használat első 48 órájában váratlan mellékhatások, például bőrvizsketés jelentkezne.

Forduljon orvosához, amennyiben Ön

- couperose vagy rosacea megbetegedésben szenved.
- a kezelendő területen korábban már előfordult hő által stimulált betegség, például herpes simplex. Ebben az esetben megfelelő profilaktikus kezelés után továbbra is használhatja ezt a terméket.
- az elmúlt 6 hónapban orvos által felírt gyógyszereket használt a bőrén.
- bőrbetegségekben, hegesedésben vagy sebgyógyulási zavarokban szenved.
- más olyan egészségügyi problémákkal küzd, amelyek az Ön orvosának vagy bőrgyógyászának véleménye szerint kizárják a termék biztonságos alkalmazását.

4 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
 2. Győződjön meg a csomag hiánytalanságáról (lásd **A ábra**).
 3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

5 Az alkalmazás előkészítése

1. A termék felszereléséhez nyomja enyhén a FaceTite MultiPlatform készülékre, amíg be nem kattannak a helyére (lásd **B ábra**).
2. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrét. Győződjön meg róla, hogy az arca sminktől és szennyeződésektől mentes.
3. Vigye fel arcára a szérumát vagy nappali/éjszakai krémét. Ügyeljen arra, hogy olyan szérumot/krémet használjon, amely alkalmas ultrahanggal vagy elektroporációval kombinált alkalmazásra.

6 Kezelés

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne használja a terméket programonként 5 percnél hosszabb ideig.
- A termék nem működik, ha az áramforráshoz van csatlakoztatva. Csak vezeték nélkül használható.

- Olvassa el a FaceTite MultiPlatform készülék használati utasításában, hogy miként lehet a készüléket be- és kikapcsolni, valamint az energiafokozatokat (1–4) kiválasztani. Az elektroporációs elektródák **1** és az ultrahangos lemez **2** aktívvá válnak, amint a készüléket bekapcsolják.
- A készüléket körkörös mozdulatokkal mozgassa a bőrön az alkalmazás során.
- A kezeléseket mindig az 1-es energiafokozattal kezdje, és fokozatosan növelje az energiafokozatot addig, amíg még mindig kellemesnek találja a kezelést.
- A legjobb eredményeket a legmagasabb energiafokozattal érheti el. Fontos azonban, hogy a kiválasztott energiafokozatú kezelés kellemes legyen az Ön számára. Ha ez nem így lenne, akkor válasszon alacsonyabb energiafokozatot.
- Nagyobb területeken (pl. arc vagy nyak) legalább 5 percig, kisebb területeken (pl. orr- és szemöldökráncok (nevetőráncok) vagy a szemöldökök között) pedig legalább 3 percig alkalmazza. Ennek során a terméket ne hagyja sokáig csupán egyetlen bőrterületen időzni. Mindig az egész területen mozgassa. Ezzel megakadályozhatja a bőr túlzott felmelegedését és más lehetséges mellékhatásokat.

HU 7 Használat után

1. Kapcsolja ki a készüléket a használata után, és vegye ki a terméket a készülékből.
A termék eltávolításához óvatosan húzza le, amíg le nem válik a készülékről.
2. Használat után alaposan tisztítsa meg a terméket (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).

8 Kezelési terv

- A kezeléseket mindig az 1-es energiafokozattal kezdje, és fokozatosan növelje az energiafokozatot addig, amíg még mindig kellemesnek találja a kezelést.
- Nagyobb területeken (pl. arc vagy nyak) legalább 5 percig, kisebb területeken (pl. orr- és szemöldökráncok (nevetőráncok) vagy a szemöldökök között) pedig legalább 3 percig alkalmazza.
- A terméket 10 héten keresztül, heti kétszer alkalmazza. Az első látható eredmények 5 hét, illetve 10 alkalmazás után jelentkeznek.

- A kezelési eredmények fenntartása érdekében ezután 2 hetente alkalmazza a terméket.
- A tartós eredmények elérése érdekében fontos a termék rendszeres használata.

9 Tisztítás

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ne használjon agresszív tisztítószert, fém sörtéjű kefét, illetve olyan éles vagy fém tisztítóeszközöket, mint kés, kemény spatula és más hasonló eszközök.
 - A tisztításhoz ne használjon forró vizet.
1. Tisztítsa meg a terméket egy nedves törlőkendővel. Győződjön meg róla, hogy a termék mentes a bőrápoló termék maradványaitól.
 2. Alaposan szárítsa meg a terméket egy tiszta, száraz, puha kendővel.

10 Tárolás

A tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A terméket hőtől és közvetlen napfénytől védett tiszta és száraz helyen tárolja.
- A terméket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.

11 Hibakeresés

Lehet, hogy bizonyos problémák csak olyan kisebb mértékű zavart okoznak, amelyeket Ön is el tud hárítani. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat. Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne próbálkozzon saját maga a termék javításával.

Hiba	Lehetséges ok és elhárítás
A termék nem működik.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a terméket megfelelően rögzítették a FaceTite MultiPlatform készülékhez. Megfelelő csatlakoztatás esetén a készülék akkumulátorán/függelékén lévő ellenőrzőlámpa zölden világít.
Az 1. és 4. energiafokozat ellenőrzőlámpái villognak.	Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék nincs csatlakoztatva a csatlakozóaljzatban lévő áramforráshoz. A termék csak vezeték nélkül működtethető.

12 Műszaki adatok

Modell:	HA2513
Frekvencia	
Ultraszhang:	$3 \pm 0,5$ MHz
Elektroporáció:	35 / 30 / 25 / 20 KHz
Tömeg:	86 ± 10 g
Méret (H × Sz × M):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Ártalmatlanítás

13.1 A csomagolás leselejtezése



A csomagolást a szelektív hulladékgyűjtőben ártalmatlanítsa. A kartont és a papírt a papír, a fóliát a műanyag gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

13.2 A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



Az elhasznált készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva kell leselejtezni!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, **azt az országában érvényes rendelkezéseknek megfelelően selejtezze le.** Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így

elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

I 4 Jótállási információk

A termékhez az európai szabályozásoknak és törvények szerint 2 éves jótállás tartozik. A termék esetében a jótállás gyártási hiba által okozott műszaki hiányosságokra korlátozódik. Ha jótállási igényt szeretne érvényesíttetni, akkor előtte ne feledjen ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni. Előfordulhat, hogy meg tudják oldani a problémát anélkül, hogy a terméket az üzletbe vagy a szervizközpontba vissza kellene küldeni. Ügyfélszolgálatunk mindig készségesen segít!

I 5 Ügyfélszolgálat

További információk a Silk'n termékekről a regionális Silk'n weboldalon található: www.silkn.eu. Ha a készülék megrongálódik vagy meghibásodik, javításra szorul, vagy segítségünkre van szükség, forduljon a legközelebbi Silk'n szervizközpontunkhoz. Ez a használati útmutató a www.silkn.eu weboldalról PDF formátumban is letölthető.

Szerviz telefonszám: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

HU

Observații juridice

Invention Works B.V. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile produselor, în scopul îmbunătățirii puterii, siguranței de funcționare sau a procesului de producție. Informațiile comunicate de Invention Works B.V. în momentul publicării sunt corecte și de încredere. Invention Works B.V. este exonerat de orice răspundere în cazul utilizării acestor informații. Patentele Invention Works B.V. nu implică, nici implicit, acordarea unei licențe.

Reproducerea sau transferarea parțială sau totală a prezentului document sub orice formă sau prin modalități electronice sau mecanice, pentru orice scopuri este interzisă fără acordul scris al Invention Works B.V. Drepturile de modificare a datelor fără notificare prealabilă sunt rezervate.

Silkn Beauty Ltd. dispune de patente, de patente în curs de înregistrare, de mărci înregistrate, de drepturi de autor sau de alte drepturi și proprietăți intelectuale, menționate în prezentul document. Prezentul document nu conferă licențe pentru aceste patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi și drepturi de proprietate intelectuală, în limita în care acest aspect nu este convenit altfel în scris cu Silkn Beauty Ltd. Ne rezervăm dreptul la orice modificare a datelor tehnice, fără notificare prealabilă.

Silkn și logo-ul Silkn sunt mărci înregistrate ale Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Olanda

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Cuprins

I	Pachetul de livrare/componentele aparatului	195
2	Generalități	195
2.1	Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare	195
2.2	Explicații privind simbolurile	195
3	Siguranța	196
3.1	Utilizarea conformă cu destinația	196
3.2	Indicații de siguranță	196
3.3	Contraindicații	198
4	Verificarea produsului și a pachetului de livrare	201
5	Pregătire pentru utilizare	201
6	Operarea	201
7	După aplicare	202
8	Plan de proceduri	202
9	Curățarea	203
10	Depozitarea	203
11	Identificarea defecțiunilor	203
12	Date tehnice	204
13	Eliminarea	204
13.1	Eliminarea ambalajului	204
13.2	Eliminarea produsului	205
14	Informații privind garanția	205
15	Serviciul pentru clienți	205

I Pachetul de livrare/componentele aparatului

- 1 Electrozi pentru electroporație, 4x 2 Placă de ultrasunete

2 Generalități

2.1 Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare



Aceste instrucțiuni de utilizare aparțin accesoriului de ultrasunete și electroporație (numit în continuare „aparatul”). Acestea conțin informații importante privind punerea în funcțiune și utilizarea. Produsul este destinat utilizării numai cu

dispozitivul FaceTite MultiPlatform (H2501).

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și complet instrucțiunile de utilizare. Acest lucru se aplică în special pentru indicațiile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate cauza leziuni sau deteriorări ale produsului. Instrucțiunile de utilizare se bazează pe standardele și normele aplicabile în Uniunea Europeană și în Regatul Unit. Țineți cont în străinătate de legislația și directivele din țara respectivă. Păstrați instrucțiunile de utilizare în scopul utilizării ulterioare. Dacă înstrăinați produsul unui terț, predați-l întotdeauna împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.

RO 2.2 Explicații privind simbolurile

Simbolurile și cuvintele menționate în continuare sunt incluse atât în aceste instrucțiuni de utilizare, cât și pe produs sau pe ambalajul acestuia.



AVERTISMENT!

Acest simbol/cuvânt de atenționare desemnează un pericol de risc mediu, care dacă nu este evitat poate cauza deces sau leziuni grave.

INDICAȚIE!

Acest cuvânt de atenționare atrage atenția asupra riscului de pagube materiale.



Acest simbol de atenționare indică informații suplimentare utile referitoare la manipulare și la utilizare.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Declarație de conformitate: Produsele prevăzute cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile comunitare aplicabile în spațiul economic european.



Declarație de conformitate: Produsele marcate cu acest simbol sunt conforme cu toate reglementările aplicabile în Regatul Unit.

3 Siguranța

3.1 Utilizarea conformă cu destinația

Produsul este utilizat exclusiv pentru a susține absorbția produselor dvs. de îngrijire a pielii. Acesta este destinat exclusiv uzului privat, nefiind adecvat sectorului comercial.

Folosiți produsul exclusiv conform mențiunilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Orice altă utilizare se consideră neconformă destinației și poate duce la daune materiale sau la vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele sau leziunile rezultate în urma utilizării incorecte sau neconforme destinației.

3.2 Indicații de siguranță



AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Utilizați produsul numai împreună cu dispozitivul FaceTite MultiPlatform (H250 I).
- Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru dispozitivul FaceTite MultiPlatform (H250 I).
- Nu utilizați produsul în niciun alt scop.
- În cazul în care carcasa nu poate fi deschisă, vă rugăm apelați la personal specializat pentru lucrări de reparație. Pentru aceasta,

contactați serviciul pentru clienți. Garanția și obligația de asumare a răspunderii devin nule în cazul în care reparațiile sunt efectuate de către client sau dacă aparatul este conectat sau utilizat necorespunzător.

- Pentru reparații folosiți numai piese care corespund specificațiilor originale ale aparatului. Acest produs conține componente electrice și mecanice esențiale pentru protecția împotriva surselor de pericole.
- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide. Țineți-l departe de apă.
- Nu introduceți niciun obiect în carcasă.
- Țineți toate componentele produsului departe de flăcări deschise și de suprafețele fierbinți.
- Folosiți produsul doar în spații interioare.



AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Țineți produsul departe de copii. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu produsul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii nesupravegheați.
- Asigurați-vă că ambalajul de plastic este inaccesibil copiilor. În timpul jocului, copiii se pot agăța de material, existând pericolul de asfixiere.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Țineți produsul departe de flăcări deschise, suprafețe fierbinți, temperaturi ridicate sau intemperii (de exemplu, ploaie).
- Nu mai folosiți produsul dacă piesele de plastic sunt crăpate, rupte sau deformate. Pentru înlocuirea pieselor componente deteriorate folosiți piese componente originale.

RO

3.3 Contraindicații

Nu utilizați produsul dacă

- aveți un stimulator cardiac, un defibrilator implantat sau un alt implant electronic activ.
- aveți tulburări endocrine insuficient controlate, cum ar fi diabetul și problemele tiroidiene.

- aveți în prezent sau ați avut vreodată cancer de piele, un alt cancer sau alunițe pre-maligne.
- Ați fost supus(ă) tratamentului cu radiații sau chimioterapie în ultimele 3 luni sau zone ale pielii dvs. prezintă tumori potențial maligne.
- Sistemul dvs. imunitar este slăbit din cauza bolilor imunosupresoare precum SIDA sau HIV sau a luării de medicamente imunosupresoare.
- Ați luat izotretinoină (Accutane®) în ultimele 6 luni înainte de a utiliza acest produs.
- Aveți o boală legată de fotosensibilitate precum porfiria, fotodermatoza polimorfă (PLD), urticaria fotosensibilă, lupusul etc.
- Suferiți de epilepsie.
- Sunteți însărcinată sau alăptați.

Nu tratați zone în care

- există implanturi permanente precum plăci și șuruburi metalice (excepție: implanturile orale), implanturi de silicon sau filere sau toxine injectate.
- există răni actuale, eczeme, erupții cutanate, tăieturi deschise, abraziuni, leziuni, psoriazis etc. în locurile în care se aplică produsul.
- pielea dvs. este purulentă sau inflamată sau ați avut cicatrici, probleme de vindecare a rănilor sau piele sensibilă în trecut.

- există piercinguri sau alte obiecte metalice (de ex., din titan).
- ați avut o intervenție chirurgicală în ultimele 3 luni înainte de a utiliza acest produs.

Consultați un medic înainte de a continua să utilizați produsul dacă orice reacții adverse neașteptate, cum ar fi pruritul cutanat, apar în primele 48 de ore de utilizare.

Consultați medicul dacă

- suferiți de cuperoză sau rozacee.
- ați avut în trecut boli precum herpesul simplex în zona de tratat, boli care sunt stimulate de căldură. Dacă acesta este cazul, puteți utiliza în continuare acest produs după un tratament profilactic adecvat.
- în ultimele 6 luni ați utilizat pe pielea dvs. produse medicamentoase prescrise.
- suferiți de boli ale pielii, cicatrici sau probleme de vindecare a rănilor.
- aveți alte afecțiuni medicale care, în opinia medicului dvs. sau dermatologului, împiedică utilizarea în siguranță a acestui produs.

4 Verificarea produsului și a pachetului de livrare

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Dacă la deschiderea ambalajului utilizați cu imprudență un cuțit sau alte obiecte ascuțite, este posibil să deteriorați rapid produsul. Procedați cu deosebită atenție la deschidere.
1. Scoateți produsul din ambalaj.
 2. Asigurați-vă că livrarea este completă (vezi **Fig. A**).
 3. Asigurați-vă că produsul și piesele componente nu prezintă semne de deteriorare. În asemenea cazuri, folosirea produsului este interzisă. Contactați în acest caz serviciul nostru pentru clienți.

5 Pregătire pentru utilizare

1. Pentru a monta produsul, apăsați-l ușor pe dispozitivul FaceTite MultiPlatform până când se fixează în poziție (vezi **Fig. B**).
2. Curățați-vă și uscați-vă bine pielea. Asigurați-vă că nu aveți machiaj și impurități pe piele.
3. Aplicați serul sau crema de zi/noapte pe față. Asigurați-vă că utilizați un ser/o cremă adecvată pentru utilizarea în combinație cu ultrasunete sau electroporație.

6 Operarea

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Nu utilizați produsul mai mult de 5 minute pe ședință.
- Produsul nu funcționează atunci când este conectat la sursa de alimentare. Acesta poate fi utilizat numai fără cablu.

- Consultați instrucțiunile de utilizare pentru dispozitivul FaceTite MultiPlatform pentru a afla cum să porniți și să opriți dispozitivul și să selectați nivelurile de energie (1–4). Electrozii pentru electroporație **1** și placa de ultrasunete **2** devin active de îndată ce dispozitivul va fi pornit.
- În timpul utilizării, deplasați dispozitivul cu o mișcare circulară pe piele.
- Începeți întotdeauna procedurile cu nivelul de energie 1 și creșteți nivelul de energie treptat, atât timp cât procedura este încă plăcută.
- Cu cel mai înalt nivel de energie veți obține cele mai bune rezultate. Cu toate acestea, este important să simțiți confortabilă procedura la nivelul de energie selectat. În caz contrar, selectați un nivel de energie mai scăzut.
- Utilizați produsul cel puțin 5 minute pe fiecare dintre zonele mai extinse (de ex., obraji sau gât) sau cel puțin 3 minute pe fiecare dintre zonele mai restrânse (de ex., pliuri nazolabiale sau între sprâncene).

Nu lăsați produsul nemișcat doar pe o singură zonă a pielii. Mișcați-l întotdeauna peste întreaga zonă. Acest lucru previne înfierbântarea pielii și alte potențiale efecte secundare.

7 După aplicare

1. Opriți dispozitivul după utilizare și îndepărtați produsul din dispozitiv.
Pentru a scoate produsul, trageți ușor de acesta până când se desprinde de dispozitiv.
2. Curățați bine produsul după utilizare (vezi capitolul „Curățarea”).

8 Plan de proceduri

- Începeți întotdeauna procedurile cu nivelul de energie 1 și creșteți nivelul de energie treptat, atât timp cât procedura este încă plăcută.
- Utilizați produsul cel puțin 5 minute pe fiecare dintre zonele mai extinse (de ex., obraji sau gât) sau cel puțin 3 minute pe fiecare dintre zonele mai restrânse (de ex., pliuri nazolabiale sau între sprâncene).

- Aplicați produsul de două ori pe săptămână timp de 10 săptămâni. Primele rezultate vizibile apar după 5 săptămâni sau 10 aplicări.
- Apoi, utilizați produsul o dată la 2 săptămâni pentru a menține rezultatele procedurilor.
- Pentru ca rezultatele să fie de durată, este important să utilizați produsul în mod regulat.

9 Curățarea

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Nu utilizați mijloace de curățat agresive, perii cu peri metalici, precum și obiecte de curățat ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, șpacluri dure sau altele similare.
 - Nu folosiți apă fierbinte pentru curățare.
1. Curățați produsul cu o cârpă umedă. Asigurați-vă că produsul nu conține reziduuri ale produsului de îngrijire a pielii.
 2. Uscăți bine produsul cu o lavetă curată, uscată și moale.

RO

10 Depozitarea

Înainte de depozitare, asigurați-vă că toate piesele s-au uscat complet.

- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Depozitați produsul astfel încât să fie inaccesibil copiilor.

11 Identificarea defecțiunilor

Anumite probleme sunt cauzate de defecțiuni minore, care pot fi remediate și de utilizator. În acest scop acționați conform instrucțiunilor menționate în tabelul de jos. Dacă defecțiunea persistă vă rugăm contactați serviciul clienți. Nu reparați singur produsul.

Defecțiune	Posibile cauze și soluții
Produsul nu funcționează.	Asigurați-vă că produsul este atașat corect la dispozitivul FaceTite MultiPlatform. Dacă acesta este atașat corect, indicatorul luminos al acumulatorului/accesoriului se aprinde în culoarea verde.
Indicatoarele luminoase ale nivelurilor de energie 1 și 4 luminează intermitent.	Asigurați-vă că produsul nu este conectat la rețeaua de energie electrică în priză. Produsul poate fi utilizat doar fără fir.

12 Date tehnice

Model:	HA2513
Frecvență	
Ultrasunete:	3 ± 0,5 MHz
Electroporație:	35 / 30 / 25 / 20 KHz
Greutate:	86 ± 10 g
Dimensiuni (L × l × Î):	66,5 × 66,5 × 31 mm

13 Eliminarea

13.1 Eliminarea ambalajului



Eliminați selectiv ambalajul. Predați hârtia și cartonul la maculatură, iar foliile într-un centru de reciclare.

13.2 Eliminarea produsului

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a materialelor reciclabile)



Este interzisă aruncarea aparatelor vechi împreună cu deșeurile menajere!

Dacă ați decis eliminarea produsului, **eliminați-l conform prevederilor legale aplicabile în țara dvs. sau în județul în care locuiți**. Prin aceasta se asigură o eliminare corespunzătoare a aparatelor vechi și se previn efectele negative asupra mediului înconjurător. De aceea, aparatele electrice sunt marcate cu simbolul indicat aici.

14 Informații privind garanția

Conform prevederilor menționate în legile și regulamentele UE, perioada de garanție este de 2 ani. În cazul acestui produs garanția este limitată la lipsurile tehnice, cauzate de greșelile comise pe durata procesului de fabricație. Dacă doriți să vă folosiți de garanția acordată, vă rugăm să respectați instrucțiunile comunicate de serviciul nostru pentru clienți. Este posibil ca serviciul pentru clienți să poată soluționa defecțiunea fără să fie necesară predarea produsului la magazin sau la centrul nostru service. Serviciul nostru pentru clienți este mereu la dispoziția dvs.!

RO

15 Serviciul pentru clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vă rugăm accesați pagina web Silk'n din regiunea dvs.: web www.silkn.eu. În cazul deteriorării aparatului sau în cazul apariției unei defecțiuni, pentru lucrările de reparații sau serviciul de asistență vă rugăm să vă adresați centrului de service Silk'n din apropierea dvs. Acest manual de utilizare poate fi descărcat și în format PDF de pe pagina web www.silkn.eu.

Nr. de service: +31 (0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu



Silk'n®

Invention Works B.V.
Galileistraat 17
3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House,
Market Road
Wickford, Essex, SS12 0FD
United Kingdom



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr